

Wichtige Hinweise zur Tragedauer

Bitte beachten Sie, dass der Behandlungserfolg maßgeblich von Ihrer Mitarbeit und der täglichen Tragedauer abhängig ist!

Pro Zwischenmodell erhalten Sie ein 3-teiliges staraligner™-Set:



- In den ersten Tagen kann ein stärkeres Druckgefühl an Ihren Zähnen auftreten. Dies ist normal und bedeutet, dass Ihre Zähne in Bewegung kommen. Immer wenn Sie auf eine neue Schiene wechseln, wird ein leichtes bis mittelstarkes Druckgefühl vorhanden sein.
- Bitte achten Sie auf eine Mindesttragedauer von 16-20 Stunden pro Tag!
- Ihre staraligner™-Schiene sollten Sie nur zum Essen und Zähneputzen herausnehmen.
- Halten Sie Ihre Kontrolltermine unbedingt ein und melden Sie sich umgehend, falls Probleme auftreten!



Logo Praxis/Labor

Muster Firma • Musterstraße 0 • 0000 Musterort
Tel. +00 (0) 0000 0000 • Fax +00 (0) 0000 0000
muster@muster.at • www.muster.at
www.staraligner.at

Wichtige Pflegehinweise

während der staraligner™ Behandlung

- 1 Bitte verwenden Sie zur Reinigung Ihrer staraligner™-Schiene eine weiche Zahnbürste! Benutzen Sie auf keinen Fall Reinigungstabs, Zahnpasta oder aggressive Putzmittel! Spülen Sie Ihre staraligner™-Schiene immer gründlich unter fließendem Wasser ab.
- 2 Bitte vermeiden Sie den Kontakt Ihrer staraligner™-Schiene mit stark färbenden Nahrungs- und Genussmitteln. Kaffee, Tee, Rotwein, Curry, Nikotin etc. könnten zu unschönen Verfärbungen führen. Rauchen Sie nicht mit der Schiene im Mund.
- 3 Bitte drücken Sie Ihre staraligner™-Schiene immer mit den Fingern fest auf die Zahnreihe bis sie „einrastet“, bevor Sie die Schiene belasten. Nur so behält sie ihre Form. Keinen extremen Temperaturen aussetzen.

