

Bitte ausfüllen bzw. ankreuzen:

Auftragsdaten	
Kontakt	Patient Nr. / Patient
	Alter <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
	M+W Kundennummer
	Auftragsdatum TT MM JJ
Auftragsnummer <small>für elektronische Abrechnung (XML-Datei)</small>	

Indikationen		Bitte tragen Sie mithilfe der Kurzbezeichnungen (Legende = siehe unten) die Indikationen Ihres Auftrages ein!															
Farbe																	
Material																	
Produkt																	
OK		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
UK		48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
Produkt																	
Material																	
Farbe																	

Legende

Produkte

- Stumpfkappe (nicht höckerunterstützt)
- Anatomische Kappe
- Vollanatomische Krone
- Inlay
- Onlay
- Veneer
- Teleskop
- Krone für vestibuläre Verblendung
- Brückenglied für vestibuläre Verblendung
- Brückenglied für Vollverblendung
- Vollanatomisches Brückenglied

Kürzel

- SK
- AK
- K
- I
- O
- V
- T
- KV
- BV
- BM
- VB

Implantatversorgungen

- Individuelles Abutment (einteilig)
- Individuelles Abutment (zweiteilig)
- Implantat
- Stegprofil
- Extension

Wichtige Information zu Abutment-Arbeiten:
Bitte legen Sie **immer** einen Fixierungsschlüssel der Arbeit bei!
Unter Verwendung von Originalteilen bei Markenabutments (z. B. Ankylos) weichen die Preise von unseren normalen Abutmentpreisen ab.

Metall

- Cobalt-Chrom Legierung*
- * Auswahl nicht möglich bei Anfertigung von Abutments
- Titan

Kürzel

- DVABU
- ABU
- IMP
- SP
- EXT

Keramik

- Zirkondioxid*
- Zirkondioxid HT*
- Zirkonoxid ML*
- Zirkonoxid ML+*

Kürzel

- ZR **jede Spannweite**
- ZRHT **jede Spannweite**
- ZRML **Bis 3 Glieder**
- ZRML+ **jede Spannweite**

Lithium Disilikat

- IPS e.max® CAD
- * maximal 2 Brückenglieder aneinander

Kürzel

- E **LT | HT | MO**

Retainer

- CAD-Retainer
- Draht-Retainer
- Retentionsschiene

Kürzel

- CR
- DR
- RS

Gestaltung

-  tangenciales Brückenglied
-  sattelförmiges Brückenglied
-  herzförmiges Brückenglied
-  aufliegendes Zirkon

- Stumpfkappe**
Mindeststärke 0,5 mm
(nicht höckerunterstützt)
- Verblocken** (mit - markieren)

Die M+W CAD/CAM Fertigung erstellt Halbfertigteile. Sämtliche Polituren, Glanzbrände sowie die Ausarbeitung der Ränder und Kontakte sind vom Endkunden selbst durchzuführen.

Konstruktion

Anmerkungen/Wünsche:

Was wurde mitgeschickt		
Gipsmodelle / Abdrucklöffel:	Artikulator:	Schrauben:
Aufstellprobe:	Bisse:	Sonstiges:

Abholung
Express (am Tag der Anmeldung) € 9,50

Lieferung
GLS Standard (Lieferung zwischen 8 Uhr und 17 Uhr) € 6,90