

Bitte ausfüllen bzw. ankreuzen:

Auftragsdaten	
Kontakt	Patient Nr. / Patient
	Alter ☐ weiblich ☐ männlich
	M+W Kundennummer
	Auftragsdatum TT MM JJ
Auftragsnummer	für elektronische Abrechnung (XML-Datei)

Indikationen Bitte tragen Sie mithilfe der Kurzbezeichnungen (Legende = siehe unten) die Indikationen Ihres Auftrages ein!																	
Farbe																	
Material																	
Produkt																	
OK	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	
UK	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	
Produkt																	
Material																	
Farbe																	

Legende

Produkte

Stumpfkappe (nicht höckerunterstützt)
Anatomische Kappe
Vollanatomische Krone
Inlay
Onlay
Veneer
Teleskop
Krone für vestibuläre Verblendung
Brückenglied für vestibuläre Verblendung
Brückenglied für Vollverblendung
Vollanatomisches Brückenglied

Kürzel

SK
AK
K
I
O
V
T
KV
BV
BM
VB

Implantatversorgungen

Individuelles Abutment (einteilig)
Individuelles Abutment (zweiteilig)
Implantat
Stegprofil
Extension

Wichtige Information zu Abutment-Arbeiten:
Bitte legen Sie immer einen Fixierungsschlüssel der Arbeit bei!
Unter Verwendung von Originalteilen bei Markenabutments (z. B. Ankylos) weichen die Preise von unseren normalen Abutmentpreisen ab.

Metall

Cobalt-Chrom Legierung*
* Auswahl nicht möglich bei Anfertigung von Abutments
Titan

Kürzel

DVABU
ABU
IMP
SP
EXT

Keramik

Zirkondioxid*
Zirkondioxid HT*
Zirkonoxid ML*
Zirkonoxid ML+*

Lithium Disilikat

IPS e.max® CAD

* maximal 2 Brückenglieder aneinander

Retainer

CAD-Retainer
Draht-Retainer
Retentionsschiene

Kürzel

ZR
ZRHT
ZRML
ZRML+
jede Spannweite
jede Spannweite
Bis 3 Glieder
jede Spannweite

Kürzel

E
LT | HT | MO

Kürzel

CR
DR
RS

Gestaltung

- ☐  tangential Brückenglied
- ☐  sattelförmiges Brückenglied
- ☐  herzförmiges Brückenglied
- ☐  aufliegendes Zirkon

- ☐ **Stumpfkappe**
Mindeststärke 0,5 mm
(nicht höckerunterstützt)
- ☐ **Verblocken** (mit - markieren)

Die M+W CAD/CAM Fertigung erstellt Halbfertigteile. Sämtliche Polituren, Glanzbrände sowie die Ausarbeitung der Ränder und Kontakte sind vom Endkunden selbst durchzuführen.

Konstruktion

Anmerkungen/Wünsche:

Was wurde mitgeschickt		
Gipsmodelle / Abdrucklöffel:	Artikulator:	Schrauben:
Aufstellprobe:	Bisse:	Sonstiges:

Abholung	Lieferung
UPS € 10,00	UPS € 10,00