



QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.



PRAXIS
HAUSMARKEN-KATALOG 2023/24

Spitzen-Qualität und -Preise seit 40 Jahren!

Wussten Sie schon, dass M+W Dental der erste deutsche Dentalfachhandel war der auf Hausmarken setzte?

Das liegt nun schon 40 Jahre zurück und mittlerweile sind unsere Hausmarkenprodukte aus der Zahnarztpraxis und dem Dentallabor nicht mehr wegzudenken.

Damit das auch so bleibt, erweitern wir unser M+W Select-Sortiment ständig um neue Produkte. Als Lieferanten stehen uns dazu Markenhersteller, überwiegend aus Deutschland oder europäischen Ländern, zur Seite.

Somit erreichen wir Top-Qualität zu günstigen Preisen und Ihr Einsparpotential beträgt bis zu 50% gegenüber vergleichbaren Markenprodukten.

Unsere Hausmarke – Ihr Vorteil:

- Ständig wachsendes Sortiment, angepasst an die aktuellen Trends und Bedürfnisse
- Größtes Hausmarkensortiment der Branche im Praxisbereich
- Geprüfte Qualität
- Kooperationen mit namhaften, europäischen Herstellern
- 50% Preisvorteil gegenüber Produkten anderer Hersteller
- Immer wechselnde, attraktive Angebote



Zuverlässige Produkte, auf die viele tausend Kunden Tag für Tag vertrauen.

Überzeugen Sie sich von geprüfter Markenqualität zum günstigen Preis!

Das komplette Sortiment finden Sie unter:

www.mwdental.de/mw-select

INHALTS- VERZEICHNIS

Füllungen und Hilfsmittel	2
Abformung und Hilfsmittel	14
Provisorische Versorgung	22
Provisorische und permanente Befestigung	25
Röntgen	26
Einmalartikel	28
Instrumente	37
Desinfektion und Reinigung	57
Gesichtschutz und Brillen	68
FG-Diamanten	70
Kleingeräte	72
Turbinen, Hand- und Winkelstücke	74
Oralhygiene	76
Professionelle Prophylaxe	81
Bleaching	83
Endodontie	84
Tiefziehfolien	87
Transport und Aufbewahrung	88
Verschiedenes	89



QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.


PERMAPLAST LH HYBRID

Lichthärtendes röntgenopakes Feinpartikel-Hybridcomposite für Restaurationen der Klassen I bis V in VITA-Farben. Gesamtgehalt an Füllstoffen: 83 Gew.-%, 75 Vol.-%.

Vorteile:

klebfreie Konsistenz, hohe Festigkeit und Abrasionsresistenz, sehr gute Farbstabilität, gute Polierbarkeit.

Schraubspritze mit 3 g:

000 170	A3	1 Pckg.	€ 20,50
000 171	A2	1 Pckg.	€ 20,50
000 172	B3	1 Pckg.	€ 20,50
000 173	C3	1 Pckg.	€ 20,50
000 174	A3,5	1 Pckg.	€ 20,50
000 175	B1	1 Pckg.	€ 20,50
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 19,50
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 18,50
Cavifils, 20 x 0,3 g:			
100 130	A2	1 Pckg.	€ 41,50
100 131	A3	1 Pckg.	€ 41,50
100 132	A3,5	1 Pckg.	€ 41,50
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 39,90
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 38,90



ab € 18,50

ab € 38,90


PERMAPLAST LH NANO

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Composite mit einem ultrafeinen, röntgenopaken Keramikfüllstoff für die adhäsive Füllungstherapie. Aufgrund des ultrafeinen Füllstoffes lassen sich außerordentlich homogene und hochglanzpolierbare Restaurationen herstellen, die durch einen gezielt eingestellten Chamäleoneffekt eine optimale Farbanpassung der Füllung ermöglichen. Gesamtfüllstoff 83 Gew.-%, 75 Vol.-%.

Indikation:

direkte Front- und Seitenzahnrestauration der Klasse I-V nach Black, indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren, Stumpfaufbauten, Schienung von gelockerten Zähnen, Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Farbwirkung.

Schraubspritze, 4 g:

100 115	A2	1 Pckg.	€ 26,90
100 116	A3	1 Pckg.	€ 26,90
100 117	A3,5	1 Pckg.	€ 26,90
100 118	B2	1 Pckg.	€ 26,90
100 119	B3	1 Pckg.	€ 26,90
100 120	C3	1 Pckg.	€ 26,90
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 25,90
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 24,90

Cavifils, 20 x 0,3 g:

100 121	A2	1 Pckg.	€ 49,90
100 122	A3	1 Pckg.	€ 49,90
100 123	A3,5	1 Pckg.	€ 49,90
	ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 47,90



ab € 24,90

ab € 47,90


PERMAPLAST BULK

Lichthärtendes Seitenzahn-Composite für die einfache und schnelle Verarbeitung in der Bulk-Fill-Technik. Durch das optimierte Fließverhalten wird eine ausgezeichnete Adaption an Kavitätenwand und Kavitätenboden gewährleistet. Die optimalen physikalischen Eigenschaften stellen eine hochwertige und dauerhafte Seitenzahnrestauration sicher. Effizientes Arbeiten dank 4 mm-Schichtstärke sowie natürliche Farbanpassung durch universelle Dentinfarbe runden das Produkt ab. Permaplast Bulk ist Bis-GMA frei und verfügt über eine hohe Röntgenopazität.

2 g Spritze, 10 Applikationskanülen:

100 114	Farbe universal hell	1 Pckg.	€ 23,90
100 128	Farbe universal medium	1 Pckg.	€ 23,90
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 22,90
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 21,90

Cavifils, 20 x 0,3 g:

100 113	Farbe universal hell	1 Pckg.	€ 78,90
100 129	Farbe universal medium	1 Pckg.	€ 78,90
	ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 76,90



ab € 21,90

ab € 76,90

M+W select PERMAPLAST LH ONE

Lichthärtendes und röntgenopakes Mikro Hybrid Composite mit optimaler Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe, wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Bei Bedarf kann die Farbe angepasst werden, indem man für die erste Schicht Permaplast LH Flow verwendet. Hochglanzpolierbar 75 Gew.-%, 53 Vol.-%.

Indikation:

Direkte Front- und Seitenzahnrestorationen der Klasse I – V nach Black. Indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers. Erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren. Stumpfaufbauten. Schienung von gelockerten Zähnen. Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik.

100 147	Spritze, 4 g	1 Pckg.	€ 28,50
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 27,50
100 148	Cavifils, 20 x 0,3 g	1 Pckg.	€ 51,90
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 49,90

ab € 27,50

ab € 49,90



Ein Farbton für alle Zahnfarben
Das Composite, das sich an die Zahnfarbe anpasst.



ab € 19,90



M+W select PERMAPLAST LH ONE VISCIOUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, hoch radiopak. Füllanteil 77% Gewicht, 57% Volumen. Optimale Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Fließfähig und trotzdem standfest. Hohe Abrasionsresistenz und sehr gut polierbar. Indikationen: Fissurenversiegelung, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren. Füllungen der Klasse V nach Black (Zahnhalskaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte). Minimalinvasive Füllungen der Klassen I, II und III nach Black. Korrekturen von Zahnschmelzdefekten, Ausblöcken von Unterschnitten, kleinere Formkorrekturen am Schmelz.

100 158	2 g Spritze	1 Pckg.	€ 21,90
	ab 2 Pckgn.	je Pckg.	€ 20,90
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 19,90

M+W select PERMAPLAST LH CERAMIC

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Microhybrid-Composite mit Keramikanteil für hochwertige Front- und Seitenzahnrestauration der Klasse I-V. Durch unterschiedliche Füllgrößen (0,05 – 0,9 µm) lässt sich das Material sehr gut stopfen und modellieren. Dank exzellenter mechanischer Eigenschaften und optimaler Fluoreszenz erzielen Sie dauerhafte ästhetische Restaurationen mit hervorragender Farbstabilität. Klebt nicht. Hohe Kanten- und Abriebfestigkeit sowie eine sehr hohe Biege- und Bruchfestigkeit. Gesamtfüllstoff 80 Gew.-%, 68 Vol.-%.

4 g Spritze:

200 120	A2	1 Pckg.	€ 27,90
200 121	A3	1 Pckg.	€ 27,90
200 122	A3,5	1 Pckg.	€ 27,90
200 123	B1	1 Pckg.	€ 27,90
200 124	B3	1 Pckg.	€ 27,90
200 125	C3	1 Pckg.	€ 27,90
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 26,50
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 25,50

Cavifils, 20 x 0,3 g:

200 126	A2	1 Pckg.	€ 47,50
200 127	A3	1 Pckg.	€ 47,50
200 128	A3,5	1 Pckg.	€ 47,50
200 129	B1	1 Pckg.	€ 47,50
200 130	B3	1 Pckg.	€ 47,50
200 131	C3	1 Pckg.	€ 47,50
	ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 45,50

ab € 25,50

ab € 45,50




PERMAPLAST LH FLOW

Fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, radiopak, Fülleranteil 55 Gew.-%, 36 Vol.-%, in VITA-Farben erhältlich.

Indikationen:

Fissurenversiegelung, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren, Unterfüllungen, Füllungen der Klassen I, III und V nach Black im nicht stark kaubelasteten Bereich, Korrekturen von Zahnschmelzdefekten, Ausblocken von Unterschnitten, kleinere Form- und Farbkorrekturen am Schmelz.

Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen:

100 105	A1	1 Pckg.	€ 19,90
100 106	A2	1 Pckg.	€ 19,90
100 107	A3	1 Pckg.	€ 19,90
100 108	B3	1 Pckg.	€ 19,90
	ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 18,90
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 17,90



ab € 17,90


PERMAPLAST LH VISCOUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite mit nano-optimierten Füllern. Lichthärtend, hoch radiopak, Fülleranteil: 77% Gewicht. Ausgezeichnete physikalische Werte, fließfähig und trotzdem standfest, deshalb ideal bei Kavitätenwänden und Zahnhalsfüllungen. Hohe Abrasionsresistenz, sehr gut polierbar.

Indikationen:

Füllungen der Klasse I, II, III und V, Restaurationen an Milchzähnen, Stabilisierung von gelockerten Zähnen, Reparaturen von defekten Compositorestorationen, Fissurenversiegelung, Unterfüllungen, minimalinvasive Füllungen.

Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen:

100 165	A1	1 Pckg.	€ 22,90
100 166	A2	1 Pckg.	€ 22,90
100 167	A3	1 Pckg.	€ 22,90
100 168	B3	1 Pckg.	€ 22,90
100 187	hell rosa	1 Pckg.	€ 22,90
100 188	dunkel rosa	1 Pckg.	€ 22,90
	ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 21,90
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 20,90

Cavifils, 20 x 0,3 g:

100 185	A2	1 Pckg.	€ 78,90
100 186	A3	1 Pckg.	€ 78,90
	ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 76,90



ab € 20,90

ab € 76,90


PERMAPLAST BUILD UP

Dualhärtendes, fließfähiges Stumpfaufbaumaterial im praktischen Automix-System, auch für die Zementierung von Wurzelstiften geeignet. Optimale Adaption an den natürlichen Zahn.

5 ml Automix Spritze, 5 Mischkanülen, 5 Intraoral-Tips:

000 107	A2	1 Pckg.	€ 37,50
Zubehör:			
000 109	Endo-Tips, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 6,20
000 110	Mischkanülen braun, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 8,50
000 111	Intraoral-Tips, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 5,45



€ 37,50

MW select APPLI-ETCH

36%iges Phosphorsäure-Ätzel für die Schmelz- und Dentin-ätzung mit optimalem thixotropen Fließverhalten. Farbe: grün. Applikationsspritzen in der praktischen Vorratsbox.

9 x 1,4 ml Applikationsspritzen,			
100 101 25 Applikationskanülen	1 Pckg.		€ 33,50
	ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 31,50



ab € **31,50**

MW select BIG-ETCH

36%iges Phosphorsäure-Ätzel für die Schmelz- und Dentin-ätzung mit optimalem thixotropen Fließverhalten. Farbe: grün. Vorratsspritze 50 ml (62 g) zum Selbstabfüllen.

50 ml Vorratsspritze,			
10 Applikationsspritzen,			
100 100 50 Applikationskanülen	1 Pckg.		€ 57,90
	ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 53,90
100 138 50 ml Vorratsspritze, 1 Adapter	1 Pckg.		€ 36,90



ab € **36,90**

MW select ÄTZGEL

36%iges Phosphorsäure-Ätzel. Thixotrop, für die Schmelz- und Dentinätzung, Farbe: blau.

000 178 2 ml Spritze, 3 Kanülen (biegbar)	1 Pckg.		€ 6,90
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 6,55
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 6,10



ab € **6,10**

MW select APPLIKATIONSKANÜLEN

Einweg-Applikationskanülen für punktgenaues Applizieren. Für Luer- bzw. Luer Lock-Spritzen.

gebogen, 45°, blau-transparent,			
10 mm lang, Lumen Ø 0,7 mm,			
100 102	25 Stck. (1.)	1 Pckg.	€ 9,95
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 9,40
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 8,90
gerade, transparent,			
18 mm lang, Lumen Ø 0,4 mm,			
000 189	100 Stck. (2.)	1 Pckg.	€ 11,95
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 11,50
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 10,95
gebogen, 45°, schwarz,			
10 mm lang, Lumen Ø 0,5 mm,			
098 103	100 Stck. (3.)	1 Pckg.	€ 28,80
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 27,80
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 26,80



ab € **8,90**

ab € **10,95**

ab € **26,80**

M+W select PERMABOND UNIVERSAL

Lichthärtendes Bondingmaterial für alle lichthärtenden Compositematerialien. Permabond Universal kann im Self Etch Verfahren oder im Selective Etch Verfahren angewendet werden. Hervorragende Haftwerte an Schmelz und Dentin, optimale Viskosität und Thixotropie für eine absolut homogene Adhäsiv-Schicht. Keine Kühlschrankspeicherung erforderlich.

000 186 Flasche, 5 ml 1 Fl. € 56,90



€ 56,90

M+W select PERMABOND

Lichthärtender Einkomponenten-Haftvermittler für die Total-Etch-Technik. Schnelle und sichere Verarbeitung durch einmaliges Auftragen. Sehr gute Oberflächenbenetzung sorgt für einen optimalen Haftverbund auf Schmelz und Dentin. Mit allen lichthärtenden Composites anzuwenden.

000 185 Flasche, 5 ml 1 Fl. € 32,90
ab 3 Flaschen je Fl. € 30,90



ab € 30,90

M+W select CALCIUMHYDROXIDPASTE

Auf wässriger Basis mit einem Calciumhydroxidgehalt von 45%. Eignet sich für die direkte und indirekte Pulpenüberkappung sowie für provisorische Wurzelkanalfüllung, geeignet für Unterfüllungen unter allen Füllungsmaterialien. Dank des hohen pH-Wert von über 12 wirkt es antibakteriell. Röntgenopak, biokompatibel und schonend für die Pulpa.

200 140 Spritze 2 ml, 6 Kanülen 1 Pckg. € 11,90



€ 11,90

M+W select PERMABOND SE

Selbstätzender, lichthärtender Ein-Komponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin. Auf Wasser-Ethanol-Basis, für alle lichthärtenden Composites und Compomere. Sehr kurze Verarbeitungszeit, da das Bonding nur 1 x aufgetragen wird: 10 Sek. auftragen, 20 Sek. einwirken lassen, 5 Sek. verblasen und 10 Sek. belichten = nur 45 Sek. Hohe Haftwerte durch selbstätzende Haftmonomer-Technologie. Vermeidung von postoperativen Sensibilitäten aufgrund der Self-etch-Technik.

000 181 Flasche, 5 ml 1 Fl. € 51,50
ab 3 Flaschen je Fl. € 48,90



ab € 48,90



ab € 51,90

M+W select NORMALLOY KAPSELN

Kapselamalgam, n.g. 2, aus 70% Spänen und 30% Kugeln.

Zusammensetzung:

69,2% Silber, 18,6% Zinn, 11,9% Kupfer, 0,3% Zink.

Dose mit 50 Kapseln:

000 127	Gr. 1 gelb/weiß, 400 mg Pu, 435 mg Hg	1 Pckg.	€ 51,90
000 128	Gr. 2 gelb/grau, 600 mg Pu, 653 mg Hg	1 Pckg.	€ 66,90
000 129	Gr. 3 gelb/schwarz, 800 mg Pu, 865 mg Hg	1 Pckg.	€ 86,90

M+W select AMALGAMPISTOLEN

Hochwertige Amalgampistole aus Kunststoff und bis 134 °C autoklavierbar.

200 115	Amalgampistole gebogen	1 Stck.	€ 14,20
200 116	Ersatzspitze gebogen	1 Stck.	€ 5,20
200 117	Ersatzspitze gerade	1 Stck.	€ 5,20

€ 14,20



€ 5,20



€ 92,90

M+W select GLASFILL APLICAP

M+W Select Glasfill Aplicap ist ein Glasionomer-Füllungszement aus transluzentem Aluminiumoxid-Silikatglas, das eine hervorragende Ästhetik bietet, ohne Kompromisse bei der Festigkeit einzugehen. Geeignet für Füllungen der Klasse III und V, nicht lasttragende Füllungen der Klasse I und II, Milchzahnfüllungen, Stumpfaufbauten sowie Versiegelung von Grübchen und Fissuren. Röntgenopak.

50 Kapseln:			
400 102	A2	1 Pckg.	€ 92,90
400 103	A3	1 Pckg.	€ 92,90

M+W select GLASFILL

Wasseranmischbarer Glas-Ionomer-Zement für Füllungen der Klasse I, III und V sowie für Milchzahnfüllungen, schnellhärtend. Optimaler Haftverbund zur natürlichen Zahnschubstanz ohne zusätzlichen Haftvermittler. Sehr gute Abrasionsbeständigkeit. Farbe universal/hellgelb (LY).

400 101	10 g Pulver, 1 Wasser-dosierflasche, 1 Dosierlöffel	1 Pckg.	€ 27,90
---------	---	---------	---------

€ 27,90



M+W select POLYSTRIP

Transparentes Polyesterband in einer praktischen Kartonschachtel mit gezackter Klinge für lichthärtende Applikationen. 0,050 mm dick, 15 Meter lang.

100 196	Breite 6 mm	1 Rolle	€ 6,90
100 197	Breite 8 mm	1 Rolle	€ 6,90
100 198	Breite 10 mm	1 Rolle	€ 6,90

» € 6,90



M+W select MATRIZENBAND

Für Bandmatrizenspanner. Rostfrei, 0,03 mm stark.

10 m im Spender:

100 170	Breite 5 mm (auch geeignet für SuperMat)	1 Rolle	€ 15,50
100 171	Breite 6 mm (auch geeignet für SuperMat)	1 Rolle	€ 15,50
100 172	Breite 7 mm	1 Rolle	€ 15,50
ab 3 Rollen einer Breite		je Pckg.	€ 14,90

» ab € 14,90



» € 13,90



M+W select MATRIZENSPANNER TOFFLEMIRE

Rostfrei.

100 195	Universal	1 Stck.	€ 13,90
---------	-----------	---------	---------

M+W select TOFFLEMIRE MATRIZENBÄNDER

Rostfrei.

0,05 mm, 12 Stck.:

859 115	Form 101	1 Pckg.	€ 2,50
859 116	Form 102	1 Pckg.	€ 2,50
859 117	Form 103	1 Pckg.	€ 2,50
859 118	Form 113	1 Pckg.	€ 2,50

0,04 mm, 12 Stck.:

859 119	Form 101	1 Pckg.	€ 2,50
859 120	Form 102	1 Pckg.	€ 2,50
859 121	Form 103	1 Pckg.	€ 2,50
859 122	Form 113	1 Pckg.	€ 2,50
ab 5 Pckg. einer Form/Stärke		je Pckg.	€ 2,30
ab 10 Pckg. einer Form/Stärke		je Pckg.	€ 2,10

Form 101

Form 102

Form 103

Form 113



» ab € 2,10

M+W select MATRIZENZANGE

Matrizenhaltezeange mit Hartmetallbeschichtung und Doppelfeder, hält und entfernt auch dünnste Matrizen sicher aus dem Approximalbereich. Sehr gute Qualität, made in Germany.

300 120	Matrizenzeange	1 Stck.	€ 145,90
---------	----------------	---------	----------

» € 145,90



M+W select COMPOSITE GUN

Ergonomisch geformte Applikationspistole für alle marktüblichen Composite-Kapseln (Cavifils, PLTs usw.). Durch die spezielle Form wird das Material noch besser aus den Kapseln ausgebracht, ganz ohne hohen Kraftaufwand. Autoklavierbar bis 134 °C.

400 105 Composite Gun 1 Stck. € 127,90



€ 127,90

M+W select COMPOSITE APPLIKATIONSPISTOLE

Dosierpistole für die Direktapplikation aller marktüblichen Composite-Kapseln (Cavifils, Compules, PLTs usw.). Autoklavierbar bis 121 °C.

400 110 Composite Applikationspistole 1 Stck. € 18,90



€ 18,90

M+W select UNIVERSAL TIPS

Biegbare Miniapplikatoren beflocht zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen. Länge ca. 10 cm. Verpackt in praktischer Runddose zur hygienischen Entnahme.

100 Stck.:

500 507	blau (regular)	1 Pckg.	€ 7,50
500 511	grün (regular)	1 Pckg.	€ 7,50
500 508	gelb (fein)	1 Pckg.	€ 7,50
500 512	lila (fein)	1 Pckg.	€ 7,50
500 510	hellblau (x-fein)	1 Pckg.	€ 7,50
	ab 5 Pckg. einer Farbe	je Pckg.	€ 6,90

M+W select MICROTIPS

Miniaturl-Applikationsspitzen (beflocht), in super Qualität, mit MicroTip-Halter (Kunststoffgriff nicht sterilisierbar), für punktgenaues Applizieren von Flüssigkeiten und Gels (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive).

Set: 4 x 100 MicroTips in den Farben rot, grün, gelb, blau

098 118 und 2 MicroTip-Halter 1 Pckg € 24,90

100 Stck.:

098 114	rot	1 Pckg.	€ 5,80
098 115	grün	1 Pckg.	€ 5,80
098 116	gelb	1 Pckg.	€ 5,80
098 117	blau	1 Pckg.	€ 5,80
	ab 5 Pckg. einer Farbe	je Pckg.	€ 5,50

Halterset: je 1 MicroTip-Halter

098 119 in weiß und rot 1 Pckg. € 2,90



ab € 6,90



ab € 5,50



M+W select BIO UNIVERSAL TIPS

Biegbare BIO Mikro Applikatoren mit Weizenstroh, beflocht zum Applizieren von Flüssigkeit und Gelen. Länge ca. 10 cm. Umweltfreundlich verpackt in Karton.

100 103	regular, 100 Stck.	1 Pckg.	€ 6,50
100 104	fine, 100 Stck.	1 Pckg.	€ 6,50



ab € 6,50

M+W select FLEXIBRUSH

Biegbare Pinsel zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive). 10,5 cm lang.

100 Stck.:			
005 120	medium blau	1 Pckg.	€ 7,90
005 121	medium gelb	1 Pckg.	€ 7,90
005 122	x-fine türkis	1 Pckg.	€ 7,90
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 7,40
	ab 10 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 6,95



ab € 6,95

M+W select PINSELEINSÄTZE/ -HALTER

Einmalpinsel-Einsätze zum Auftragen von Opakern, Flüssigkeiten u.v.m.

200 165	Pinselhalter, 3 Stck.	1 Pckg.	€ 3,20
Pinseleinsätze, 50 Stck.:			
098 110	weiß	1 Pckg.	€ 5,90
098 111	rot	1 Pckg.	€ 5,90
	ab 10 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 5,60

ab € 5,60



€ 2,90

M+W select EINMAL-ANRÜHRSCHÄLCHEN

Mit 12 Vertiefungen.

098 500	50 Stck.	1 Pckg.	€ 7,60
----------------	----------	---------	---------------

€ 7,60



M+W select ARTIKULATIONSPIEPER 200µ

Für die grobe occlusale Prüfung beim Einpassen von Kronen, Brücken und Prothesen. Einfache Entnahme der Streifen dank der praktischen Spenderbox.

Spenderbox mit 300 Blatt:			
300 900	blau	1 Pckg.	€ 12,70
300 901	rot	1 Pckg.	€ 12,70
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 11,90

ab € 11,90



M+W select ARTIKULATIONSPIEPER 40µ

Für die Routine-Kontrolle und Feinprüfung der Occlusion, 22 x 110 mm.

10 Heftchenpackungen à 12 Streifen:			
300 902	blau	1 Pckg.	€ 7,90
300 903	rot	1 Pckg.	€ 7,90
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 7,50

ab € 7,50



M+W select ARTIKULATIONSPIEPERHALTER

Sehr hochwertig verarbeiteter Artikulationspapierhalter aus rostfreiem Edelstahl. Durch die spezielle Fräsung wird auch die dünnste Artikulationsfolie durchgängig festgehalten, kein Wegrutschen der Folie mehr.

000 900	Artikulationspapierhalter	1 Stck.	€ 11,90
---------	---------------------------	---------	---------



€ 11,90



ab € 11,50



ab € 8,90

M+W select OCCLUSIONS-SPRAY PLUS

Punktgenaue Dosierbarkeit durch Metall-Präzisionsprührohr und Spezialventil. Der Pigmentfilm lässt sich schichtweise aufbauen und zeichnet ab 7 – 10 µm. Sehr feinkörnig. Lässt sich leicht wieder mit Wasser entfernen. Ein Occlusionspray der Extraklasse mit ozonunschädlichem Treibgas. Farbe grün.

000 951	75 ml Dose + Metallsprührohr	1 Dose	€ 12,85
	ab 5 Dosen	je Dose	€ 11,50

M+W select OCCLUSIONS-SPRAY

FCKW-frei, mit ozonunschädlichem Treibmittel. Besonders feiner, farbstarker Film. Wachsfrei, ohne Lösungsmittel. Auch trockene Modelle werden wieder sauber. Toxikologisch absolut unbedenklich. Ausreichend für ca. 600 Applikationen.

75 ml:			
000 990	grün	1 Dose	€ 9,40
000 991	rot	1 Dose	€ 9,40
	ab 5 Dosen einer Farbe	je Dose	€ 8,90
	ab 10 Dosen einer Farbe	je Dose	€ 8,90

M+W select COMPO-POLIERER

Einstufiges Poliersystem aus Silikon für die Politur von Composite-füllungen und Verblendkunststoffen. Autoklavierbar bis 134 °C, Farbe gelb, Winkelstückshaft, 7.000 – 10.000 U/Min.

Set:			
400 890	12 Polierer, je 3 Stck. je Form	1 Pckg.	€ 14,90
10 Stck.:			
400 896	Minispitze	1 Pckg.	€ 13,50
400 897	Walze	1 Pckg.	€ 13,50
400 898	Kelch	1 Pckg.	€ 13,50
400 899	Kelch breit	1 Pckg.	€ 13,50



ab € 13,50

€ 59,90



M+W select FLEXI-DISC

Flexible Polierscheiben zum Konturieren, Finieren und Polieren von allen Restaurationsmaterialien wie Composites, Amalgam, Gold. Die Scheiben sind einseitig mit Aluminiumoxid-Partikeln überzogen und können ziehend und schiebend verwendet werden. Die Körnungstärke ist dem jeweiligen Einsatz angepasst. Für einfache optische Unterscheidung der einzelnen Körnungstärken sind die Scheiben eingefärbt. Alle Körnungen sind in 2 Scheibengrößen erhältlich: 10 mm Ø für schwer zugängliche Bereiche und kleine Flächen, 14 mm Ø für größere Bereiche. Schwarz – sehr grob (mit Diamantbelegung): abtragen; blau – grob: abtragen; rosa – mittel: glätten; gelb – fein: vorpolieren; weiß – extra fein: polieren. 100 Stück.

Refill, 100 Scheiben:

	Ø 10 mm	Ø 14 mm
extra-grob, schwarz*	400 868	400 869
(mit Diamantbelegung)		
je Pckg.	€ 33,90	€ 33,90
grob, blau	400 870	400 871
mittel, rosa	400 872	400 873
fein, gelb	400 874	400 875
extra-fein, weiß	400 876	400 877
je Pckg.	€ 24,90	€ 24,90

400 867 Mandrell für Winkelstück, 3 Stck. 1 Pckg. € 10,70

M+W select FLEXISTRIPS

Polier- und Finierstreifen aus extra flexiblem Polyester material. Einseitig belegt mit Aluminiumoxid Partikeln. Ideal für das Konturieren und Polieren aller Restaurationsmaterialien. Länge je Streifen 15 cm.

50 Streifen:			
100 885	grob (blau) / medium (helllila)	1 Pckg.	€ 7,20
100 886	fein (rosa) / x-fein (weiß)	1 Pckg.	€ 7,20
ab 3 Pckgn. einer Ausführung		je Pckg.	€ 6,70

ab € 6,70



M+W select KERAMIK-ÄTZGEL

5%ige Fluorwasserstoffsäure zum Ätzen von Keramikrestaurationen. Die Haftung zwischen Keramikoberfläche und Befestigungscompositen wird durch die Herstellung eines retentiven Ätzmusters erhöht. Eine optimale Gel-Konsistenz ermöglicht eine leichte und präzise Applikation.

000 989	Flasche, 6 ml	1 Fl.	€ 37,50
	ab 3 Flaschen	je Fl.	€ 36,50



ab € 36,50

M+W select SILANISIERUNGSLIQUID

Oberflächenbehandlungsmittel, das eine beständige chemische Bindung zwischen Metall-Composite, Keramik-Composite und Composite-Composite nach vorheriger Silikatisierung gestattet. Zur Silikatisierung der Oberflächen können gängige Verfahren wie Rocatec von 3M angewandt werden. Das enthaltene Silan ermöglicht eine dauerhafte und randspaltenfreie Verbindung zwischen den genannten Oberflächen.

000 910	Flasche, 8 ml	1 Fl.	€ 45,90
---------	---------------	-------	---------



€ 45,90

M+W select PERMABOND LAB NEW FORMULA

Metall-Primer, der leicht anzuwenden ist. Er muss nur aufgetragen und ca. 1 Minute abgelüftet werden, eine Lichtpolymerisation ist nicht notwendig. Das geruchsneutrale Material kann universell auf allen Metallen angewandt werden und gewährleistet einen dauerhaften Verbund.

500 950	Flasche, 5 ml	1 Fl.	€ 58,50
---------	---------------	-------	---------




€ 58,50

M+W select ANMISCHBLÖCKE

Für Abformmassen, Zemente und Composites. Zweiseitig geblockt.

Anmischblock, einseitig beschichtetes, abriebfestes Papier:			
000 237	9,5 x 7 cm, 60 Blatt	1 Stck.	€ 4,50
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 4,30
000 238	18 x 12,5 cm, 25 Blatt		€ 4,80
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 4,40
000 239	24 x 15 cm, 35 Blatt	1 Stck.	€ 7,30
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 6,90
Pergament Anmischblock			
000 115	4 x 4 cm, 75 Blatt	1 Stck.	€ 2,20
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 1,90
	ab 20 Stck.	je Stck.	€ 1,70
000 118	6,2 x 6,2 cm, 50 Blatt	1 Stck.	€ 2,20
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 1,90
	ab 20 Stck.	je Stck.	€ 1,70
000 116	7 x 10 cm, 75 Blatt	1 Stck.	€ 2,95
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 2,65
	ab 20 Stck.	je Stck.	€ 2,35
000 117	14 x 20 cm, 75 Blatt	1 Stck.	€ 5,60



ab € 1,70

M+W select ANMISCHBLÖCKE FÜR DYCAL

Dycal Anmischblöcke.

000 188	3,5 x 4,5 cm	1 Stck.	€ 22,50
---------	--------------	---------	---------

€ 22,50



M+W select FOLIENANMISCHBLOCK

Zum Anmischen von Ledermix oder ähnlichen Materialien.

043 100	6,4 x 5 cm, 35 Blatt	1 Stck.	€ 3,10
---------	----------------------	---------	--------

€ 3,10



MW select ALGICIT DIMENSION

Bewährtes staubfreies Alginat, bis zu 100 Stunden dimensionsstabil, mit Pfefferminzgeschmack. Ab Herstellungsdatum 5 Jahre haltbar. In 4 Varianten lieferbar.

Algicit Dimension:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek., Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek., Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek., Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: blau.

Algicit Dimension quick:

Abbindeart: schnellabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek., Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 30 Sek., Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek., Abbindezeit gesamt: 2 Min., Farbe: blau.

Algicit Dimension color:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek., Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek., Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek., Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: lila über rosa zu weiß.

Algicit Dimension Ortho:

Alginat auf die Bedürfnisse der KFO-Behandlung abgestimmt. Abbindeart: schnellhärtend. Anmischzeit: 45 Sek., Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek., Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek. Mit Farbumschlagindikator von lila über rosa zu grün.

Bulkpackung, 20 Beutel à 500 g:

400 270	Algicit Dimension	1 Pckg.	€ 152,00
400 274	Algicit Dimension quick	1 Pckg.	€ 152,00
400 276	Algicit Dimension color	1 Pckg.	€ 152,00
400 280	Algicit Dimension Ortho	1 Pckg.	€ 119,50

Beutel, 500 g:

400 271	Algicit Dimension	1 Pckg.	€ 8,65
400 275	Algicit Dimension quick	1 Pckg.	€ 8,65
400 277	Algicit Dimension color	1 Pckg.	€ 8,65
400 281	Algicit Dimension Ortho	1 Pckg.	€ 6,90
400 272	Leerdose für Alginat	1 Stck.	€ 5,90

Messbesteck:

400 273	je 1 Dosierbecher Alginat, Wasser	1 Pckg.	€ 1,20
200 281	Algicit Adhäsiv, 15 ml	1 Pckg.	€ 7,90



ab € 8,65



€ 7,90



€ 6,90



ab € 3,50



MW select ANRÜHRBECHER

Selbstreinigende, flexible Silikonbecher zum Anrühren von Alginaten, Gipsen und Einbettmassen. Farbe: dunkelgrün.

022 971	Gr. 1, mittel, 12 cm Ø, 9 cm hoch	1 Stck.	€ 3,95
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 3,50
022 972	Gr. 2, groß, 13 cm Ø, 11 cm hoch	1 Stck.	€ 4,40
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 3,95

M+W select SIOPLAST A/AS

Elastomeres Präzisionsabformmaterial auf Polyvinylsiloxanbasis, additionsvernetzend (A-Silikon), in sehr hoher Qualität zum günstigen Preis!

Sioplast A/A 380 putty:
knetbares Vorabformmaterial, Orangengeschmack, lieferbar in Dosen und in der Vollkartusche für 5:1 Mischgeräte.

Sioplast AS light:
dünnfließend für die Korrekturabformung, Doppelmisch-/Sandwichtchnik, Minzgeschmack, im Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast AS medium
mittelfließend für Korrektur- und Fixationsabformung, Minzgeschmack, im Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast AS/A 380 mono
mittelfließend für die Einphasenabformung, Minzgeschmack, lieferbar in der Vollkartusche für 5:1 Mischgeräte und im Sicherheitskartuschensystem.

ab € 29,30



Sioplast A
(je 450 ml Basis- und Härterpaste, 2 Messlöffel):

153 220	putty	1 Pckg.	€ 61,90
153 221	putty soft	1 Pckg.	€ 61,90
	ab 3 Pckgn. einer Variante	je Pckg.	€ 59,90

Sioplast A 380 putty:

237 240	2 x 380 ml Kartusche, 1 Fixierring	1 Pckg.	€ 121,90
---------	------------------------------------	---------	----------

Sioplast A 380 mono:

153 281	2 x 380 ml Kartusche, 1 Fixierring	1 Pckg.	€ 137,00
---------	------------------------------------	---------	----------

Sioplast AS light
(2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen gelb):

153 225	regular (normalhärtend)	1 Pckg.	€ 30,90
153 226	fast (schnellhärtend)	1 Pckg.	€ 30,90
	ab 3 Pckgn. einer Variante	je Pckg.	€ 29,30

Sioplast AS medium:

153 227	2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün	1 Pckg.	€ 30,90
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 29,30

Sioplast AS mono:

153 280	2 x 50 ml Kartuschen, 6 Mischkanülen grün	1 Pckg.	€ 39,90
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 37,90
200 280	Silikonadhäsiv, 10 ml	1 Pckg.	€ 8,60

M+W select SIOPLAST C

Sehr preiswertes, kondensationsvernetzendes Präzisionsabformmaterial für die Korrekturabformtechnik in Premium-Qualität, sehr zeichnungsscharf. Darüber hinaus kann das Putty- (Shore A-70) und Putty Soft-Material (Shore A-60) für die funktionelle Randgestaltung und für Situationsabformungen eingesetzt werden. Das mittelfließende und dünnfließende Korrekturmaterial kann zusätzlich für die Funktionsabformung und Unterfütterungsabformung verwendet werden. Das extra-dünne Korrekturmaterial eignet sich auch für die Unterfütterungsabformung.

Dose, 900 ml:

153 207	putty, Waldbeere	1 Dose	€ 28,50
153 208	putty soft, Waldbeere	1 Dose	€ 28,50
	ab 4 Dosen einer Variante	je Dose	€ 26,50

Eimer, 10 kg:

153 209	putty, Waldbeere	1 Eimer	€ 106,90
---------	------------------	---------	----------

Tube, 150 ml:

153 210	mittel Mint	1 Tube	€ 13,90
153 211	dünn Mint	1 Tube	€ 13,90
153 212	extra-dünn Mint	1 Tube	€ 13,90
	ab 4 Tuben einer Variante	je Tube	€ 12,90

153 213	Sioplast C Flüssighärter, 50 ml	1 Fl.	€ 12,95
---------	---------------------------------	-------	---------

153 223	Sioplast C Pastenhärter DBTL-frei, 60 ml	1 Tube	€ 13,20
---------	--	--------	---------

	ab 3 Tuben	je Tube	€ 12,90
--	------------	---------	---------

200 280	Silikonadhäsiv, 10 ml	1 Pckg.	€ 8,60
---------	-----------------------	---------	--------

ab € 12,95



M+W select SIOPLAST BS SCAN

Schwerfließendes, scanbares Bissregistrator auf Polyvinylsiloxanbasis, additionsvernetzend. Speziell für die puderfreie optische 3D-Registrierung und Datenerfassung im CAD/CAM/CIM-Bereich. Hohe optische Reflektivität und dauerhafte Dimensionsstabilität zeichnen das Produkt aus. Durch die hohe Endhärte extrem gut fräsbearbeitbar. Angenehmer Minzgeschmack, Farbe gelb.

2 x 50 ml Kartuschen,
153 235 12 Mischkanülen grün 1 Pckg. € 38,95



€ 38,95



ab € 35,50

M+W select SIOPLAST BS

A-Silikon. Additionsvernetzendes, schnellabbindendes Bissregistrierungsmaterial auf Polyvinylsiloxanbasis im Sicherheitskartuschensystem! Mit hoher Endhärte. Frischer Apfelgeschmack.

2 x 50 ml Kartuschen,
153 229 12 Mischkanülen grün 1 Pckg. € 37,50
ab 2 Pckgn. je Pckg. € 35,50

M+W select SIOPLAST BS X-HART

A-Silikon. Additionsvernetzendes Bissregistrierungsmaterial auf Polyvinylsiloxanbasis im Sicherheitskartuschensystem. Schnellabbindend mit extrem hoher Endhärte. Waldbeergeschmack.

2 x 50 ml Kartuschen,
153 230 12 Mischkanülen grün 1 Pckg. € 39,90
ab 2 Pckgn. je Pckg. € 37,90



ab € 37,90



ab € 38,90

M+W select SIOPLAST BS KRISTALL

Schwerfließendes, transparentes Bissregistrator auf Polyvinylsiloxanbasis, additionsvernetzend. Auch geeignet als Kauflächenstempel bei lichthärtenden Compositorestorationen, als Hilfsmittel zur Herstellung provisorischer Veneers sowie als Transfermatrix zur Befestigung von Brackets. Schwer fließend, Shore A70.

2 x 50 ml Kartuschen,
153 236 12 Mischkanülen grün 1 Pckg. € 38,90



€ 10,50

M+W select RETRAKTIONSFÄDEN

Ungetränkter, gestrickter Retraktionsfaden aus 100% Baumwolle. Spaltet sich beim Einbringen in den Sulcus nicht auf und franst nicht aus. Durch die besondere Strickung, winzige Schlaufen die eine ineinandergreifende Kette ergeben, gewährleisten die Retraktionsfäden eine hervorragende Gewebeverdrängung und eine große Aufnahme an Hemostatika. Fadenlänge: 275 cm, in einer Plastikdose mit integriertem Cutter im Deckel. Dispenser für Sicherheitskartuschen-System. Bitte entsprechende Mischungsverhältnisse beachten.

300 270	Größe 000	1 Pckg.	€ 10,50
300 271	Größe 00	1 Pckg.	€ 10,50
300 272	Größe 0	1 Pckg.	€ 10,50
300 273	Größe 1	1 Pckg.	€ 10,50
300 274	Größe 2	1 Pckg.	€ 10,50

M+W select FADENLEGER

500 205 Fadenleger, Ø 8 mm 1 db € 10,90



€ 10,90



MISCHKANÜLEN

ab € 32,90

Geeignet für die Mixpac Kartuschen im S-System. Zum Anmischen von Abform-, Bissregistrierungs-, provisorische Kronen & Brücken-, Zementierungs-, Befestigungs- und Stumpfaufbau Materialien.

Mischkanülen, Stck.

000 287	1:1/2:1, gelb (1.)	1 Pckg.	€ 33,90
000 288	1:1/2:1, grün(2.)	1 Pckg.	€ 33,90
000 280	1:1/2:1, pink (3.)	1 Pckg.	€ 33,90
000 282	1:1/2:1, blau (4.)	1 Pckg.	€ 33,90
000 283	1:1/2:1, weiss (5.)	1 Pckg.	€ 33,90
000 289	4:1/10:1, blau (6.)	1 Pckg.	€ 33,90
	ab 2 Pckgn.	je Pckg.	€ 32,90



MISCHKANÜLEN NT

ab € 32,90

Geeignet für die Mixpac Kartuschen im S-System. Zum Anmischen von Abform-, Bissregistrierungs-, provisorische Kronen & Brücken-, Zementierungs-, Befestigungs- und Stumpfaufbau Materialien. Verkürzte Kanüle mit bis zu 40 % weniger Materialverwurf gegenüber den M+W Mischkanülen 1:1/2:1.

Mischkanüleen NT, 50 Stck.

400 286	1:1/2:1 pink (1.)	1 Pckg.	€ 33,90
400 285	1:1/2:1 gelb (2.)	1 Pckg.	€ 33,90
400 288	1:1/2:1 blau (3.)	1 Pckg.	€ 33,90
400 287	1:1/2:1 grün (4.)	1 Pckg.	€ 33,90
	ab 2 Pckgn.	je Pckg.	€ 32,90



INTRAORAL-TIPS

Intraoral-tips, 100 Stck.

237 224	geln (1.)	1 Pckg.	€ 24,95
000 285	transparent (2.)	1 Pckg.	€ 24,95
	ab 2 Pckgn.	je Pckg.	€ 23,95



ab € 23,95



DINAMISCHE MIXING-TIPS

Dynamische mixing-tips:

237 241	gelb, 40 db (1.)	1 Pckg.	€ 43,90
237 242	Fixierring für Mixing-Tips, 2 Stck (2.)	1 Pckg.	€ 9,80



ab € 9,80



RIM-LOCK PERFORIERT

Aus Edelstahl (18/8) mit angeschweißtem Griff, Rand- und Innenbördelung (geschweißt), für alle Sterilisationsarten geeignet.

Satz mit 8 Löffeln: je 1 Löffel in			
022 650	allen Größen OK und UK	1 Satz	€ 69,90
022 651	OK S klein, PS 3	1 Stck.	€ 9,95
022 652	OK M mittel, PS 4	1 Stck.	€ 9,95
022 653	OK L groß, PS 5	1 Stck.	€ 9,95
022 654	OK XL extra groß, PS 6	1 Stck.	€ 9,95
022 655	UK S klein, PI 3	1 Stck.	€ 9,95
022 656	UK M mittel, PI 4	1 Stck.	€ 9,95
022 657	UK L groß, PI 5	1 Stck.	€ 9,95
022 658	UK XL extra groß, PI 6	1 Stck.	€ 9,95
022 680	partiell links, mittel (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 9,95
022 681	partiell rechts, mittel (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 9,95



RIM-LOCK GLATT

Aus rostfreiem Edelstahl (18/8), mit Rand und Innenbördelung (geschweißt). Nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

Satz mit 10 Löffeln: je 1 Löffel OK			
098 650	und UK in allen Größen	1 Satz	€ 87,90
098 651	OK XS extra klein, BS 1	1 Stck.	€ 9,95
098 652	OK S klein, BS 2	1 Stck.	€ 9,95
098 653	OK M mittel, BS 2A	1 Stck.	€ 9,95
098 654	OK L groß, BS 3	1 Stck.	€ 9,95
098 655	OK XL extra groß, BS 5	1 Stck.	€ 9,95
098 656	UK XS extra klein, BI 1	1 Stck.	€ 9,95
098 657	UK S klein, BI 2	1 Stck.	€ 9,95
098 658	UK M mittel, BI 2A	1 Stck.	€ 9,95
098 659	UK L groß, BI 3	1 Stck.	€ 9,95
098 660	UK XL extra groß, BI 5	1 Stck.	€ 9,95
098 661	partiell links, mittel (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 9,95
098 662	partiell rechts, mittel (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 9,95

€ 69,90



€ 87,90



€ 9,95



€ 9,95



M+W select ELITE ABDRUCKLÖFFEL GLATT

Rostfreier Stahl, elektropoliert, B = vollbezahnt, P = partiell.

400 645	BO Nr. 0 Kindergröße	1 Stck.	€ 11,90
400 646	BO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 11,90
400 647	BO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 11,90
400 648	BO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 11,90
400 649	BO Nr. 4 ex. groß	1 Stck.	€ 11,90
400 650	BU Nr. 0 Kindergröße	1 Stck.	€ 11,90
400 651	BU Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 11,90
400 652	BU Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 11,90
400 653	BU Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 11,90
400 654	BU Nr. 4 ex. groß	1 Stck.	€ 11,90
400 655	FO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 11,90
400 656	FO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 11,90
400 657	FO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 11,90
400 658	PO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 11,90
400 659	PO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 11,90
400 660	PO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 11,90
400 661	PU Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 11,90
400 662	PU Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 11,90
400 663	PU Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 11,90
400 664	UO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 11,90
400 665	UO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 11,90
400 666	UO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 11,90
400 667	UU Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 11,90
400 668	UU Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 11,90
400 669	UU Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 11,90
400 670	C1/2 Nr. 1 klein, rechts (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 11,90
400 671	C1/2 Nr. 2 mittel, rechts (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 11,90
400 672	C1/2 Nr. 3 groß, rechts (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 11,90
400 673	C1/2 Nr. 1 klein, links (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 11,90
400 674	C1/2 Nr. 2 mittel, links (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 11,90
400 675	C1/2 Nr. 3 groß, links (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 11,90
400 676	verstellbar mit Niet	1 Stck.	€ 16,20

M+W select ELITE ABDRUCKLÖFFEL PERFORIERT

Rostfreier Stahl, elektropoliert, B = vollbezahnt, P = partiell.

400 610	BO Nr. 0 Kindergröße	1 Stck.	€ 11,90
400 611	BO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 11,90
400 612	BO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 11,90
400 613	BO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 11,90
400 614	BO Nr. 4 ex. groß	1 Stck.	€ 11,90
400 615	BU Nr. 0 Kindergröße	1 Stck.	€ 11,90
400 616	BU Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 11,90
400 617	BU Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 11,90
400 618	BU Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 11,90
400 619	BU Nr. 4 ex. groß	1 Stck.	€ 11,90
400 620	FO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 11,90
400 621	FO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 11,90
400 622	FO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 11,90
400 623	PO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 11,90
400 624	PO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 11,90
400 625	PO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 11,90
400 626	PU Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 11,90
400 627	PU Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 11,90
400 628	PU Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 11,90
400 629	UO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 11,90
400 630	UO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 11,90
400 631	UO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 11,90
400 632	UU Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 11,90
400 633	UU Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 11,90
400 634	UU Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 11,90
400 635	C1/2 Nr. 1 klein, rechts (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 11,90
400 636	C1/2 Nr. 2 mittel, rechts (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 11,90
400 637	C1/2 Nr. 3 groß, rechts (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 11,90
400 638	C1/2 Nr. 1 klein, links (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 11,90
400 639	C1/2 Nr. 2 mittel, links (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 11,90
400 640	C1/2 Nr. 3 groß, links (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 11,90
400 641	verstellbar mit Niet	1 Stck.	€ 16,20



M+W select DISPENSER

Dispenser für Sicherheitskartuschen-System. Bitte entsprechende Mischungsverhältnisse beachten.


Mischpistole:			
237 222	1:1/2:1 (1.)	1 Stck.	€ 44,90
100 183	4:1/10:1 (2.)	1 Stck.	€ 44,90
000 219	Schieber 4:1	1 Stck.	€ 9,90



M+W select SKALENBLOCK

Für Abformmassen. Mit cm-Einteilung. Blockpapier glänzend, holzfrei weiß. 21/2-seitig geblockt.

000 119	10 x 19 cm, 50 Blatt	1 Stck.	€ 5,60
---------	----------------------	---------	--------



M+W select KÄLTESPRAY

Minzaroma. FCKW-frei, Butan/Propan-Gemisch (brennbar!) Austrittstemperatur -50 °C.

000 093	Dose, 200 ml	1 Dose	€ 5,90
	ab 12 Dosen	je Dose	€ 5,40
	ab 24 Dosen	je Dose	€ 4,90

M+W select DOPPELKAMMERBEUTEL

Doppelkammerbeutel zum Versenden von Abdrücken, Modellen u.ä. Die praktische Kängurutasche vereinfacht das Mitsenden von Auftragszetteln und Notizen, ohne dass diese durch im Beutel enthaltene Flüssigkeiten beschädigt werden. Die Hauptkammer ist durch einen Grip-Verschluss leicht zu verschließen. Die drei Beschriftungsstreifen bieten Platz für Anmerkungen. Maße: 180 x 245 (225) mm.

045 996	Doppelkammerbeutel mit M+W Logo, 100 Stck.	1 Pckg.	€ 17,90
---------	--	---------	---------



M+W select TRAY CLEANER

Der Tray Cleaner ist ein Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Der Spezialreiniger löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenol, Carboxylat- und Phosphatzementen, Gipsen sowie thermoplastischen Abformmassen und Wachsen. Auch Abform-Adhäsive werden mit abgelöst. Anwendung 5 – 10%ig, kann bei sehr starker Verschmutzung auch als Konzentrat pur verwendet werden. Die Lösung kann auch im Ultraschallbad eingesetzt werden. Der Spezialreiniger ist für nicht-rostende Gegenstände geeignet. Chrom-Nickel- und Aluminiumteile sollten nicht gemeinsam gereinigt werden.

100 700	Dosierflasche, 1 l	1 Fl.	€ 19,90
100 701	Kanister, 5 l	1 Kan.	€ 74,90



ab € 19,90

M+W select ORANGE CLEANER, - SPRAY

Reinigungsmittel auf Basis von Orangenöl zum Entfernen von Abdruckpasten, Silikonen, Zinkoxid etc. von Flächen und Instrumentarium. Als Reinigungslösung und Spray erhältlich.

Orange Cleaner:

000 250	Kunststoffflasche, 250 ml	1 Fl.	€ 8,30
	ab 3 Flaschen	je Fl.	€ 7,90



ab € 7,90

M+W select SEPTOPRINT KONZENTRAT

Konzentrat für die Desinfektion von allen gängigen Abformmaterialien wie A-/C-Silikone, Hydrocolloide, Alginat, Polyether sowie Zahnersatz. Besonders ergiebig, mit 1 l Konzentrat können 50 l Desinfektionslösung angesetzt werden. Dabei wirkt Septoprint Konzentrat bakterizid inkl. MRSA, fungizid, inaktivierend von Rota-Viren sowie behüllten Viren (HBV/HCV/HIV) bei einer Einwirkzeit von 15 Minuten – 2%. Abformung vor dem Ausgießen mit klarem Wasser abspülen. Farbe grün, mit angenehmem Blumenduft.

100 725	Dosierflasche, 1 l	1 Fl.	€ 29,50
---------	--------------------	-------	---------



VAH
gelistet

€ 29,50

M+W select SEPTOPRINT PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion aller zahnärztlichen Abformmaterialien. Sehr gute Materialverträglichkeit und sehr breites Wirkungsspektrum bei einer Einwirkzeit von nur 1 Minute, VAH-gelistet.

200 725	Kanister, 5 l	1 Kan.	€ 48,90
	ab 3 Kanistern	je Kan.	€ 47,90

Dosierpumpe
f. 2 l, 5 l und 10 l, per Hub 20 ml
(Schlauch kann entsprechend zugeschnitten werden)

000 770		1 Stck.	€ 8,95
---------	--	---------	--------



VAH
gelistet

ab € 47,90

MW select STRIPKRONEN

Glasklar, elastisch, beschneidbar, dünnwandige Kunststoff-Krone, mit allen Füllungsmaterialien zu befüllen, UV- und Halogenlicht durchlässig, einwandfreie Abdeckung der Zahnschaltpartien, verbinden sich nicht mit Füllungsmaterialien.

Sortiment:

120 Stck. Frontzahn- und Praemolarkronen 1 Pckg. € 91,90

Nachfüllpackung:

5 Stck. je Form (Artikelnummern und Formen siehe Tabelle unten)

1 Pckg. € 4,95

€ 4,95



Nachfüllpackung à 5 Stck.

7,0	8,0	7,5	8,0	9,0	9,5	10,0	10,0	9,5	9,0	8,0	7,5	8,0	7,0
300 206	300 205	300 204	300 203	300 202	300 201	300 200	300 212	300 213	300 214	300 215	300 216	300 217	300 218

5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	6,5	6,0	6,0	5,5	5,0
300 211	300 210	300 209	300 208	300 207	300 219	300 220	300 221	300 222	300 223

6,0	6,5	7,0	8,0	8,5	9,0	9,0	8,5	8,0	7,0	6,5	6,0
300 229	300 228	300 227	300 226	300 225	300 224	300 230	300 231	300 232	300 233	300 234	300 235

6,5	7,0	7,0	6,5
300 253	300 252	300 254	300 255

5,0	5,5	6,0	6,0	5,5	5,0
300 238	300 237	300 236	300 239	300 240	300 241

5,5	6,0	6,0	5,5
300 249	300 248	300 250	300 251

5,5	6,0	7,0	7,0	6,0	5,5
300 244	300 243	300 242	300 245	300 246	300 247

6,5	7,0	7,0	6,5
300 257	300 256	300 258	300 259



MW select INTERIMSKRONEN

Polycarbonat, eingefärbt, mittlere Zahnfarbe, verbinden sich mit kunststoffhaltigen Füllungsmaterialien.

100 295 Sortiment: 180 Stck. 1 Pckg. € 81,90





Nachfüllpackung:
5 Stck. je Form
(Artikelnummern und Formen
siehe Tabelle unten)

1 Pckg. € 4,20

€ 4,20



Nachfüllpackung à 5 Stck.



M+W select PROVISO

Gebrauchsfertiger, selbsthärtender, provisorischer Füllungszement auf Zinkoxid-Kunststoff-Basis. Gute Thixotropie, die eine perfekte Anpassung an die Kavitätenwand ermöglicht. Rasche Aushärtung im Mund, eugenolfrei, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kaukräfte, mit Fluor. Es stehen 3 Endhärten zur Verfügung.

Glas, 40 g:			
100 160	weiß (mittel)	1 Pckg.	€ 9,70
100 161	rot (hart)	1 Pckg.	€ 9,70
100 162	grau (weich)	1 Pckg.	€ 9,70



€ 9,70



ab € 58,90

M+W select PONTIFORM AUTOMIX 2

Provisorisches K+B Material mit Fluor im 4:1 Sicherheits-Kartuschensystem. Automatisches Anmischen während der Direktapplikation.

Vorteile:

- 2-Komponenten-Material auf BIS-Acryl-Basis, methylmethacrylatfrei
- gute Gewebeverträglichkeit
- ausgezeichnete Biege- und Abrasionswerte, daher auch für Langzeitprovisorien geeignet
- kurze Verarbeitungszeit und niedrige Abbinde-temperatur (ca. 38 °C)
- rasche Abbindung bei sehr geringer Polymerisationsschrumpfung
- optimale Polierbarkeit, hohe Farbstabilität
- gute Reparaturfähigkeit
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

50 ml Kartusche, 15 Mischkanülen blau			
000 216	A2	1 Pckg.	€ 61,50
000 214	A3	1 Pckg.	
	ab 2 Pckgn.	je Pckg.	€ 59,90
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 58,90
Mischkanülen, 50 Stck.:			
000 289	4:1/10:1, blau	1 Pckg.	€ 33,90
	ab 2 Pckg.	je Pckg.	€ 32,90
100 183	Mischpistole: 4:1/10:1	1 Stck.	€ 44,90
000 219	Schieber 4:1	1 Stck.	€ 9,90

M+W select PONTIFORM DIRECT MIX

Produkteigenschaften wie M+W Pontiform automix 2, jedoch in der direct mix-Spritze.

000 290	5 ml Spritze A2, 5 Mischkanülen	1 Pckg.	€ 28,90
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 27,90



ab € 27,90



PONTIFORM AUTOMIX 10:1

Provisorisches K+B Material, methacrylatfrei, zur Fertigung von Kurz- und Langzeit-Provisorien. Hohe Endhärte und Elastizität sowie sehr gute Biege- und Abrasionsfestigkeitswerte, geringer Polymerisationsschrumpf, eine hohe Farbstabilität und Fluoreszenz sowie eine hervorragende Passgenauigkeit zeichnen das Produkt aus. Durch das 10:1 Mischungsverhältnis wird die Schmierschicht stark verringert und das Provisorium ist optimal polierbar.

50 ml Kartusche, 15 Mischkanülen blau:

100 180	A2	1 Pckg.	€ 67,90
100 181	A3	1 Pckg.	€ 67,90
100 182	B1	1 Pckg.	€ 67,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe		je Pckg.	€ 65,90

ab € 65,90



ab € 15,45



BEFESTIGUNGSZEMENT TEMP NE

Eugenolfreier, selbsthärtender Zement, enthält Calciumhydroxid und Hydroxylapatit. Zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken. Eine dünne Schicht reicht aus, das Material er-möglicht ausgehärtet eine sichere Befestigung des Provisoriums, zugleich bleibt es elastisch und lässt sich leicht entfernen.

200 145	25 g Basis-Paste, 25 g Katalysator-Paste	1 Pckg.	€ 15,95
ab 3 Pckgn.		je Pckg.	€ 15,45



BEFESTIGUNGSZEMENT PERMA

Dual-härtender Befestigungszement auf Composite Basis. Hoch-röntgenopak, fluorisierend und abrasionsresistent. Für die permanente Befestigung von Wurzelstiften, Inlays, Onlays, Veneers, Keramik- und Compositekronen und Brücken, sowie als Stumpfaufbau verwendbar. Biokompatibel, frei von BisGMA und TEGDMA.

8 g Automixspritze,
5 Mischkanülen

074 919	A2	1 Pckg.	€ 64,90
074 921	Semi-transparent	1 Pckg.	€ 64,90



ab € 64,90



ATTACHMENT-KLEBER ZIRCONIA

Der Attachment-Kleber Zirconia ist ein transparentes, selbsthärtendes Befestigungscomposite für die adhäsive Befestigung von Zirkonoxid-Konstruktionen auf Restaurationen aus Edelmetall, Nicht-Edelmetall und Keramik. Der Kleber verfügt über ausgezeichnete Haftwerte und ermöglicht eine einfache Anwendung durch Mischkanülen, in denen das Material gebrauchsfertig gemischt wird. Es wird keine Lichthärtung benötigt. Der Attachment Zirconia Primer ist ein speziell abgestimmter Haftvermittler auf Ethanolbasis für einen dauerhaften und sicheren Verbund.

074 917	2 x 4 g Doppelspritze, 5 Mischkanülen	1 Pckg.	€ 53,90
---------	--	---------	---------

ab € 53,90



ab € 53,90




X-RAY ONE

Einteilige Röntgenchemie für alle Rollenentwicklungsmaschinen (z. B. DÜRR-Automaten AC 245, XR 24, XR 24 Pro, XR 24 Nova, XR 25, Philips Rollomaten 810, 820). Kein Ansatzfehler mehr durch die Verarbeitung von nur je 1 Flasche Entwickler und Fixierer. Hohe Stabilität und Oxydationsschutz. Nicht geeignet für Periomat.

Konzentrat für 2 Ansätze (für je 2 x 5 Liter Entwickler und Fixierer)		1 Pckg.	€ 53,90
000 415			

ab € 45,90




RÖNTGEN-CHEMIKALIEN

Röntgen-Chemikalien-Set mit hoher Stabilität, langer Haltbarkeit, hohem Oxydationsschutz. Eignet sich für alle Rollenentwicklungsmaschinen (z. B. DÜRR-Automaten AC 245/XR 24, Gendex, Siemens). Nicht geeignet für Periomat und Velopex-Intra.

Spar-Set: Konzentrat für 2 Ansätze (für je 2 x 5 l)			
000 411	Entwickler und Fixierer)	1 Pckg.	€ 67,50
Nachfüllpackung:			
000 412	Entwickler für 4 x 5 l	1 Pckg.	€ 59,90
000 413	Fixierer für 4 x 5 l	1 Pckg.	€ 45,90

€ 61,90




REINIGUNGSFILME

Beschichtete und vorbelichtete Reinigungsfilme für Rollenentwicklungsmaschinen.

000 406	100 Stck., 18 x 24 cm	1 Pckg.	€ 61,90
----------------	-----------------------	---------	---------

ab € 47,90




PANORAMA-FILMTASCHEN

Klare Hartfolie, für verschiedene Filmformate, mit Heftrand.

50 Stck.:			
043 407	für Filme 15 x 30 cm	1 Pckg.	€ 48,90
043 409	für Filme bis 12,7 x 30,5 cm	1 Pckg.	€ 47,90
043 413	für Filme bis 18 x 24 cm	1 Pckg.	€ 53,90

M+W select ENDLOSFILMTASCHEN

Beschriftbare Folie für Filmformate 2 x 3 cm, 3 x 4 cm, 4 x 5 cm.

043 461	200 Stck.	1 Pckg.	€ 15,50
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 14,90

ab € 14,90



ab € 39,90

M+W select FILMTASCHEN 3X4

Klare Hartfolie, für max. 15 Filme, inkl. Beschriftungskarte. Zur Platzoptimierung wurde die Fensterstellung hochkant angeordnet.

043 405	Filmtaschen 3 x 4 cm, 50 Stck.	1 Pckg.	€ 41,30
	ab 2 Pckgn.	je Pckg.	€ 39,90
043 406	Beschriftungskarten einzeln, 100 Stck.	1 Pckg.	€ 18,90

M+W select HYGIENESCHUTZHÜLLEN OPG

Hüllen aus dünner PE-Folie für hygienischen Schutz der OPG-Aufbissstücke und Anlagesegmente. Passend für alle OPG-Geräte.

500 Stck.:

100 410	für Aufbissstücke 4,5 x 2 cm	1 Pckg.	€ 45,70
100 411	für Anlagesegmente 8,5 x 4 cm	1 Pckg.	€ 45,70

€ 45,70



M+W select LICHTSCHUTZHÜLLEN

Wirksamer Schutz der Speicherfolien gegen Lichteinfall und Kontamination. Durch die selbstklebenden Laschen sind die Speicherfolien sicher geschützt.

250 Schutzhüllen:

100 415	Gr. 0, f. Speicherfolien 22 x 35 mm (1.)	1 Pckg.	€ 41,90
100 416	Gr. 2, f. Speicherfolien 31 x 41 mm (2.)	1 Pckg.	€ 41,90
100 417	Gr. 3, f. Speicherfolien 27 x 54 mm (3.)	1 Pckg.	€ 41,90

€ 41,90





LATEX-HANDSCHUHE LEICHT GEPUDERT

Unsteriler, leicht gepudert Latex-Handschuh, AQL 1,5. Hoher Tragekomfort, besonders dünn, aber reißfest.

100 Stck.:

300 581	klein	1 Pckg.	€ 7,95
300 582	mittel	1 Pckg.	€ 7,95
300 583	groß	1 Pckg.	€ 7,95
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 6,95



ab € 6,95



ab € 9,70



PREMIUM LATEX HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Die doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen des Handschuhes verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1.5, hergestellt gem. EN 455, Farbe weiß.

100 Stck.:

100 516	XS	1 Pckg.	€ 10,50
100 517	S	1 Pckg.	€ 10,50
100 518	M	1 Pckg.	€ 10,50
100 519	L	1 Pckg.	€ 10,50
100 520	XL	1 Pckg.	€ 10,50
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 9,70



COLORGLOVE

Puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauter Oberfläche und Rollrand in vielen frischen Farben. Sehr gutes Tastgefühl und hohe Elastizität. AQL 1,5, EN 455. Packung mit 100 Stück. A

100 Stck.:

500 560	XS, kobaltblau	1 Pckg.	€ 9,95
500 561	S, kobaltblau	1 Pckg.	€ 9,95
500 562	M, kobaltblau	1 Pckg.	€ 9,95
500 563	L, kobaltblau	1 Pckg.	€ 9,95
500 571	XS, fuchsia	1 Pckg.	€ 9,95
500 572	S, fuchsia	1 Pckg.	€ 9,95
500 573	M, fuchsia	1 Pckg.	€ 9,95
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 8,95



ab € 8,95



ab € 9,70



PREMIUM POLYMER HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Für leichteres An- und Ausziehen ist die Innenseite mit einer speziellen Polymerschicht überzogen. Doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1.5, hergestellt gem. EN 455, Farbe weiß.

100 Stck.:

100 505	Größe 5-6, extra klein	1 Pckg.	€ 10,50
100 506	Größe 6-7, klein	1 Pckg.	€ 10,50
100 507	Größe 7-8, mittel	1 Pckg.	€ 10,50
100 508	Größe 8-9, groß	1 Pckg.	€ 10,50
100 509	Größe 9-10, extragroß	1 Pckg.	€ 10,50
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 9,70

M+W select NITRIL HANDSCHUHE

Puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen in vielen frischen Farben. AQL 1,5, hergestellt gem. EN 455. Auch als Chemikalienschutzhandschuh gem. EN 374 zugelassen. Packung mit 100 Stück.

100 Stck.:

600 507	S, saphir	1 Pckg.	€ 8,95
600 508	M, saphir	1 Pckg.	€ 8,95
600 509	L, saphir	1 Pckg.	€ 8,95
600 526	S, cobalt	1 Pckg.	€ 8,95
600 527	M, cobalt	1 Pckg.	€ 8,95
600 528	L, cobalt	1 Pckg.	€ 8,95
400 531	S, violett	1 Pckg.	€ 8,95
400 532	M, violett	1 Pckg.	€ 8,95
400 533	L, violett	1 Pckg.	€ 8,95
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 7,95



ab € 7,95

M+W select PREMIUM NITRIL HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Doppelte Chlorierung und mehrfache Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1,5, hergestellt gem. EN 455, Farbe weiß.

100 Stck.:

200 525	Gr. 6-7, klein	1 Pckg.	€ 10,50
200 526	Gr. 7-8, mittel	1 Pckg.	€ 10,50
200 527	Gr. 8-9, groß	1 Pckg.	€ 10,50
200 528	Gr. 9-10, extragroß	1 Pckg.	€ 10,50
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 9,70



ab € 9,70

M+W select PREMIUM VINYL HANDSCHUHE

Unsteriler, puderfreier Vinyl-Handschuh, AQL 1,5, frei von allergenen Proteinen, gute Passform. Packung mit 100 Stck. Muster (siehe Bestellnummer in Klammer, Packung mit einem Paar) können kostenlos angefordert werden.

100 Stck.:

000 535	Gr. 6-7, klein	1 Pckg.	€ 5,95
000 536	Gr. 7-8, mittel	1 Pckg.	€ 5,95
000 537	Gr. 8-9, groß	1 Pckg.	€ 5,95
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 4,95



ab € 4,95



M+W select COLORMASK

3-lagiger Mundschutz mit Gummizug > 99% Filterleistung, latex- und glasfaserfrei, Gummibänder mit Watte umhüllt, extralanger Nasenbügel aus Metall (kunststoffummantelt).

mit Gummizug, 50 Stck.:

700 520	weiß	1 Pckg.	€ 8,95
700 521	blau	1 Pckg.	€ 8,95
700 522	fuchsia	1 Pckg.	€ 8,95
700 523	lila	1 Pckg.	€ 8,95
700 524	grün	1 Pckg.	€ 8,95
700 525	fresh green	1 Pckg.	€ 8,95

zum Binden, 50 Stck.:

700 530	weiß	1 Pckg.	€ 8,95
700 531	blau	1 Pckg.	€ 8,95
700 532	fuchsia	1 Pckg.	€ 8,95
700 533	lila	1 Pckg.	€ 8,95
700 534	grün	1 Pckg.	€ 8,95
700 535	fresh green	1 Pckg.	€ 8,95
	ab 10 Pckg.	je Stck.	€ 8,45
	ab 20 Pckg.	je Stck.	€ 7,95

M+W select MASKENHALTER

Mit dem Maskenhalter lässt sich jede Gesichtsmaske mit Ohrenschlaufen hinter dem Kopf einhängen. Angenehmer Tragekomfort und leichte Reinigung. Autoklavierbar.

500 549	Maskenhalter	1 Stck.	€ 2,50
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 1,95




ab € 7,95

M+W select INJEKTIONSKANÜLEN LUER

Sterile Einmalkanülen für Luer- und Luer Lock-Spritzen (nicht für Zyl.Amp.-Spritzen geeignet).

100 Stck.:			
300 595	25 short, 0,5 x 25 mm, orange	1 Pckg.	€ 3,80
300 596	25 long, 0,5 x 40 mm, orange	1 Pckg.	€ 3,80
300 597	27 short, 0,4 x 25 mm, grau	1 Pckg.	€ 3,80
300 598	27 long, 0,4 x 38 mm, grau	1 Pckg.	€ 3,80
	ab 10 Pckgn einer Größe	je Pckg.	€ 3,40




ab € 3,40

M+W select EINMALINJEKTIONSKANÜLEN

Für Zyl.Amp.-Spritzen. Ein spezieller Facettenschliff sorgt für eine schmerzarme Punktion. Steril.

100 Stck.:			
200 580	G 25 long = 0,5 x 42 mm, rot	1 Pckg.	€ 9,30
200 582	G 27 long = 0,4 x 42 mm, gelb	1 Pckg.	€ 9,30
200 583	G 27 short = 0,4 x 25 mm, gelb	1 Pckg.	€ 9,30
Für die intraligamentale Anästhesie:			
200 584	G 30 short = 0,3 x 25 mm, grün	1 Pckg.	€ 9,30
200 585	G 30 x-short = 0,3 x 13 mm, grün	1 Pckg.	€ 9,30
	ab 10 Pckgn. einer Größe	je Pckg.	€ 8,75



ab € 8,75

M+W select INJEKTIONSSPRITZE INTRA

Injektionsspritze aus rostfreiem Stahl für die intraligamentäre Anästhesie, verwendbar mit 1,8 ml Zylinderampullen. Spritze mit abgewinkeltem Vorderteil.

	M+W Injektionsspritze Intra mit		
300 670	Berstschutz	1 Stck.	€ 97,00
300 671	Berstschutz	1 Stck.	€ 5,40



€ 97,00

M+W select INJEKTIONSSPRITZE INTRA GUN

Zylinderampullenspritze für die intraligamentäre Anästhesie. Verwendbar mit 1,8 ml Zylinderampullen.

	M+W Injektionsspritze Intra Gun		
300 672	mit Berstschutz	1 Stck.	€ 99,00
300 673	Berstschutz	1 Stck.	€ 5,40



€ 99,00

M+W select ASPIRATIONSSPRITZE

Aspirationsspritze mit optimiertem Aspirationshaken für eine sichere und zuverlässige Aspiration, der Ziehring lässt sich frei drehen. Kanülen lassen sich leicht positionieren und aufdrehen. Mit allen marktüblichen Zylinderampullen mit Lochstopfen (1,8 ml) und Injektionskanülen für Zylinder-Ampullen-Spritzen verwendbar.

000 305	Aspirationsspritze	1 Stck.	€ 37,90
---------	--------------------	---------	---------



€ 37,90

M+W select EDELSTAHL ASPIRATIONSSPRITZE

Zylinder-Ampullen-Spritze für die Infiltrations- oder Leitungsanästhesie komplett gefertigt aus Edelstahl. Daher problemlos für die Aufbereitung im Thermodesinfektor geeignet. Sichere Aspiration durch 3 Aspirationshaken, passend für 1,8 ml Zylinderampullen. Deutsches Erzeugnis.

100 699	Edelstahl Aspirationsspritze	1 Stck.	€ 83,50
---------	------------------------------	---------	---------



€ 83,50

M+W select EINMALSPICHELZIEHER

Flexibler Einmalspeichelzieher mit abnehmbarer Kappe. Durch die kleine Kappe mit stark abgerundeten Kanten kann dieser Speichelzieher auch bei gereizter Schleimhaut verwendet werden. Der integrierte Draht macht den Speichelzieher sehr flexibel und passt sich jeder gewünschten Form an. 1a-Qualität, enthält keine giftigen Weichmacher. Länge 12,5 cm.

100 Stck.:			
059 500	weiß	1 Pckg.	€ 3,90
059 501	glasklar	1 Pckg.	€ 3,90
	ab 10 Pckgn. sortiert	je Pckg.	€ 3,70
	ab 20 Pckgn. sortiert	je Pckg.	€ 3,50
	ab 40 Pckgn. sortiert	je Pckg.	€ 3,30



ab € 3,30

M+W select EINMALSPICHELZIEHER COLOR

Flexibler Einmalspeichelzieher mit abnehmbarer Kappe. Durch die kleine Kappe mit stark abgerundeten Kanten kann dieser Speichelzieher auch bei gereizter Schleimhaut verwendet werden. Der integrierte Draht macht den Speichelzieher sehr flexibel und passt sich jeder gewünschten Form an. 1a-Qualität, enthält keine giftigen Weichmacher. Länge 12,5 cm.

Karton mit 1.000 Stck.:			
059 502	blau	1 Karton	€ 32,90
059 503	grün	1 Karton	€ 32,90
059 504	rot	1 Karton	€ 32,90
059 505	gelb	1 Karton	€ 32,90
059 509	orange	1 Karton	€ 32,90
	ab 2 Kartons sortiert	je Karton	€ 29,90
	ab 4 Kartons sortiert	je Karton	€ 27,90
	ab 6 Kartons sortiert	je Karton	€ 25,90



ab € 25,90

M+W select ABSAUGKANÜLEN COLOR

Geräuscharm, mit breitem Schild. Durch die Rillen besonders griffsicher, liegt gut in der Hand. Matt, dadurch keine störende Lichtreflektion. Autoklavierbar. Anschluss 16 mm.

für Erwachsene, 10 Stck. (L 12,4 cm, B 1,5 cm):			
300 600	weiß	1 Pckg.	€ 9,95
300 601	gelb	1 Pckg.	€ 9,95
300 602	grün	1 Pckg.	€ 9,95
300 603	blau	1 Pckg.	€ 9,95
300 604	orange	1 Pckg.	€ 9,95
300 605	lila	1 Pckg.	€ 9,95
300 606	pink	1 Pckg.	€ 9,95
300 607	rot	1 Pckg.	€ 9,95
300 608	freshgreen	1 Pckg.	€ 9,95
300 609	weinrot	1 Pckg.	€ 9,95
für Kinder, 10 Stck. (L 10,8 cm, B 1 cm):			
300 611	gelb	1 Pckg.	€ 9,95
300 612	grün	1 Pckg.	€ 9,95
300 613	blau	1 Pckg.	€ 9,95
300 614	orange	1 Pckg.	€ 9,95
300 615	lila	1 Pckg.	€ 9,95
300 616	pink	1 Pckg.	€ 9,95
300 618	freshgreen	1 Pckg.	€ 9,95
300 619	weinrot	1 Pckg.	€ 9,95
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 9,30



ab € 9,30

M+W select CHIRURGISCHE ABSAUGKANÜLE

Sterile, einzeln verpackte chirurgische Absaugkanüle mit einer Ansaugöffnung von 2,5 mm. Inklusive Doppeladapter von 11 mm auf 16 mm Ø.

059 528	20 Kanülen, 1 Doppeladapter	1 Pckg.	€ 18,50
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 16,90

ab € 16,90



M+W select HARTPAPIERBECHER

Umweltfreundliche Alternative zu Bechern aus Plastik. Mundspülbecher aus Hartpapier mit PE-Beschichtung. Deutlich formstabiler als herkömmliche Plastik-Einwegbecher. 180 ml Fassungsvermögen.

400 500 1.000 Stck., weiß 1 Karton € 53,90

€ 53,90



JETZT IN PREMIUMQUALITÄT! ab € 28,90

M+W select SCHUTZMANTEL

Flüssigkeitsabweisender Schutzkittel aus Vlies-Material. Mit Taillengürteln, Bändchen im Nacken und Strickbündchen, Länge: 120 cm. Farbe: blau.

400 553	unsteril, 10 Stck.	1 Karton	€ 19,50
400 554	steril, 1 Stck	1 Stck.	€ 3,50
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 2,95

€ 19,50



M+W select MUNDSPÜLBECHER

Farbintensiver und griffstabiler Polypropylen-Mundspülbecher. Für alle handelsüblichen, manuellen Spender geeignet. Fassungsvermögen: ca. 180 ml, Ø oben: 70 mm, Höhe: 83 mm.

1.000 Stck.:			
700 560	weiß (1.)	1 Karton	€ 29,90
700 561	dunkelblau (2.)	1 Karton	€ 29,90
700 562	cedro (3.)	1 Karton	€ 29,90
700 563	gelb (4.)	1 Karton	€ 29,90
700 564	orange (5.)	1 Karton	€ 29,90
700 565	lila (6.)	1 Karton	€ 29,90
700 566	hellblau (7.)	1 Karton	€ 29,90
700 567	weinrot (8.)	1 Karton	€ 29,90
700 568	schwarz (9.)	1 Karton	€ 29,90
700 569	6 Farben sortiert*	1 Karton	€ 29,90
	ab 2 Kartons einer Farbe/ Ausführung	je Karton	€ 28,90
3.000 Stck.:			
700 540	weiß (1.)	1 Karton	€ 68,90
700 541	dunkelblau (2.)	1 Karton	€ 68,90
700 542	cedro (3.)	1 Karton	€ 68,90
700 543	gelb (4.)	1 Karton	€ 68,90
700 544	orange (5.)	1 Karton	€ 68,90
700 545	lila (6.)	1 Karton	€ 68,90
700 546	hellblau (7.)	1 Karton	€ 68,90
700 547	weinrot (8.)	1 Karton	€ 68,90
700 548	schwarz (9.)	1 Karton	€ 68,90
700 549	6 Farben sortiert*	1 Karton	€ 68,90
	ab 2 Kartons einer Farbe/ Ausführung	je Karton	€ 66,90

* orange, gelb, dunkelblau, lila, cedro, hellblau

MW select PLASTIJECT

Patientenumhang aus Polyethylenfolie, auf Rolle, 53 x 75,3 cm.

200 Stck.:		
048 505	weiß	1 Pckg. € 18,50
048 507	blau	1 Pckg. € 18,50
048 509	grün	1 Pckg. € 18,50
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg. € 17,95
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg. € 17,50



ab € 17,50

MW select PLASTIJECT PLUS

Patientenumhang aus dünner PE-Folie mit saugstarker Zellstoffauflage, perforiert, auf Rolle, mit Bändern zum Binden, 53 x 61 cm.

80 Stck.:		
075 555	weiß	1 Pckg. € 15,95
075 560	grün	1 Pckg. € 15,95
075 556	blau	1 Pckg. € 15,95
075 561	gelb	1 Pckg. € 15,95
075 562	orange	1 Pckg. € 15,95
075 563	lila	1 Pckg. € 15,95
075 564	rosa	1 Pckg. € 15,95
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg. € 15,25



ab € 15,25

MW select KOPFSCHUTZTASCHEN

Kopfstützenschoner aus einer Lage Papier und einer Lage PE-Folie für einen hygienischen und sicheren Schutz der Behandlungseinheit. Universelle Größe, 25 x 33 cm, somit passend für alle gängigen Behandlungseinheiten.

500 Stck.:		
700 555	weiß	1 Pckg. € 42,90
700 556	hellblau	1 Pckg. € 42,90
700 557	lila	1 Pckg. € 42,90
700 558	cedro	1 Pckg. € 42,90
700 559	capri blau	1 Pckg. € 42,90



€ 42,90

MW select NASSKREPPSERVIETTEN

Im Spenderkarton, 34 x 38 cm. Mit hoher Grammaturn, dadurch hochsaugfähig und nassfest. Farbe: weiß.

098 513	1.000 Stck.	1 Pckg. € 33,90
	ab 6 Pckg.	je Pckg. € 31,90

ab € 31,90



MW select EINWEGSERVIETTENHALTER

Selbstklebender Einwegserviettenhalter aus weichem Kreppmaterial, das sich in beliebige Länge ziehen lässt, dadurch passend für Erwachsene und Kinder. Lästiges Aufbereiten der Serviettenhalter entfällt. Somit entsprechen Einwegserviettenhalter den aktuellen Hygieneempfehlungen.

200 516	250 Stck.	1 Pckg. € 11,50
---------	-----------	-----------------



€ 11,50

M+W select PROFESSIONAL TOWELS

Patientenservietten bestehend aus einer Schicht Polyethylenfolie und spezieller Zellulose. Die hohe Grammaturn für sehr gute Flüssigkeitsaufnahme und Wasserundurchlässigkeit gewährleistet einen sicheren Schutz. Maße 45 x 33 cm.

4 x 125 Stck.:			
085 500	weiß	1 Karton	€ 24,90
085 507	gelb	1 Karton	€ 24,90
085 504	grün	1 Karton	€ 24,90
085 503	orange	1 Karton	€ 24,90
085 506	rosa	1 Karton	€ 24,90
085 505	lila	1 Karton	€ 24,90
085 502	dunkelblau	1 Karton	€ 24,90
	ab 3 Kartons einer Farbe	je Karton	€ 23,90

ab € 23,90



M+W select NORMTRAY-EINLAGEN

Filterpapier für Trays, 18 x 28 cm.

250 Stck.:			
098 530	weiß	1 Pckg.	€ 6,40
098 507	grün	1 Pckg.	€ 6,40
098 508	blau	1 Pckg.	€ 6,40
098 512	gelb	1 Pckg.	€ 6,40
098 552	orange	1 Pckg.	€ 6,40
198 533	lila	1 Pckg.	€ 6,40
198 534	rosa	1 Pckg.	€ 6,40
300 585	fresh green	1 Pckg.	€ 6,40
300 586	capri blau	1 Pckg.	€ 6,40
300 587	fuchsia	1 Pckg.	€ 6,40
	ab 10 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 6,20
	ab 20 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 5,95
	ab 30 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 5,75



ab € 5,75

M+W select SOFT TOWELS

2-lagiger Patientenschutz aus einer extra weichen, hochsaugfähigen Papierlage + einer feuchtigkeitsundurchlässigen Lage PE-Folie (Safe Back), 37 x 33 cm.

500 Stck.:			
085 520	weiß	1 Karton	€ 24,90
085 523	hellblau	1 Karton	€ 24,90
085 524	med. blau	1 Karton	€ 24,90
085 526	fresh green	1 Karton	€ 24,90
	ab 3 Kartons einer Farbe	je Karton	€ 23,90

ab € 23,90



M+W select SCHWEBETISCHAUFLAGEN

Hochabsorbierende Zellstoffauflage für Instrumententische, 28 x 36 cm.

250 Stck.:			
500 535	weiß,	1 Pckg.	€ 12,90
500 540	gelb	1 Pckg.	€ 12,90
500 537	orange	1 Pckg.	€ 12,90
500 536	rosa	1 Pckg.	€ 12,90
500 538	lila	1 Pckg.	€ 12,90
500 542	med. blau	1 Pckg.	€ 12,90
500 543	hellblau	1 Pckg.	€ 12,90
500 539	grün	1 Pckg.	€ 12,90
500 541	freshgreen	1 Pckg.	€ 12,90
500 544	fuchsia	1 Pckg.	€ 12,90
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 12,60



ab € 12,60

MW select WATTEKÜGELCHEN

Hergestellt aus 100% Baumwolle, chlorfrei gebleicht, unsteril. Hygienische Aufbewahrung in stabiler Kunststoffdose mit Entnahmestern.

400 570	Größe 1, 3 mm, 2,5 g	1 Pckg.	€ 9,70
400 571	Größe 2, 4 mm, 4 g	1 Pckg.	€ 11,30
400 572	Größe 3, 5,5 mm, 4 g	1 Pckg.	€ 8,65
400 573	Größe 4, 7 mm, 10 g	1 Pckg.	€ 9,30



ab € 8,65

MW select WATTEROLLEN-SPENDER

Zur hygienischen Aufbewahrung und Entnahme von Watterollen. Innenmaße: B 43 x H 85 x T 95 mm.

063 513	weiß	1 Stck.	€ 14,90
063 531	gelb	1 Stck.	€ 14,90
063 532	blau	1 Stck.	€ 14,90



€ 14,90

MW select SCHAUMSTOFF-PELETS

Als Medikamententräger.

000 521	Größe 1, Ø ca. 4 mm, 3.000 Stck.	1 Pckg.	€ 15,85
000 522	Größe 2, Ø ca. 5 mm, 1.000 Stck.	1 Pckg.	€ 12,75
000 523	Größe 3, Ø ca. 8 mm, 500 Stck.	1 Pckg.	€ 12,30
000 542	keilförmig, 8 x 6 mm, 500 Stck.	1 Pckg.	€ 12,30



ab € 12,30

MW select WATTEROLLEN MIT ZELLSTOFF

Hochsaugfähige, fusselfreie Watterollen aus Baumwolle mit Viskosefasern. Durch die zusätzlichen Viskosefasern sind die Watterollen sehr formstabil. Die weiche Oberfläche aus reiner Baumwolle sorgt für erhöhten Patientenkomfort. Länge 38 mm, hygienisch im Polybeutel verpackt.

300 g:			
500 530	Größe 1, Ø 0,8 cm	1 Pckg.	€ 6,20
500 531	Größe 2, Ø 1,0 cm	1 Pckg.	€ 6,20
500 532	Größe 3, Ø 1,2 cm	1 Pckg.	€ 6,20
500 533	Größe 4, Ø 1,4 cm	1 Pckg.	€ 6,20
		ab 10 Pckgn. einer Größe	je Pckg. € 5,90
		ab 20 Pckgn. einer Größe	je Pckg. € 5,60



ab € 5,60

M+W select ZELLSTOFFTUPFER


4 x 5 cm, 2 Rollen = 1.000 Stck. Passend für Pur-Zellin-Box und Askina Brauncel Spender.

400 569	2 Rollen à 500 Stck.	1 Pckg.	€ 5,25
	ab 6 Pckgn. einer Größe	je Pckg.	€ 4,95
	ab 10 Pckgn. einer Größe	je Pckg.	€ 4,65



ab € 4,65


ab € 18,90



Erbse

Haselnuss

Walnuss



Pflaume

Hühnerei

M+W select MULLTUPFER

Neue Mulltupfer aus 100% Baumwolle zur Wundversorgung, schnell saugend, fädchenfrei. Steril verpackt in umweltfreundlicher, stabiler Kartonage.

400 574	Erbse, 500 Stck.	1 Pckg.	€ 18,90
400 575	Haselnuss, 500 Stck.	1 Pckg.	€ 21,50
400 576	Walnuss, 500 Stck.	1 Pckg.	€ 28,50
400 577	Pflaume, 300 Stck.	1 Pckg.	€ 28,90
400 578	Hühnerei, 150 Stck.	1 Pckg.	€ 28,50

M+W select EINWEGFILTER

Einwegfilter für Separierautomatik und Selektivanlagen. Der Filter ist komplett aus Kunststoff mit engmaschiger und sehr guter Filterwirkung. Universell für Absauganlagen einsetzbar.

100 562	gelb, 12 Stck.	1 Pckg.	€ 22,90
	ab 3 Pckgn. einer Größe	je Pckg.	€ 21,50
	ab 5 Pckgn. einer Größe	je Pckg.	€ 19,95



ab € 19,95

M+W select MUNDSPIEGEL

Rostfrei.

12 Stck.:

084 601	Größe 4 hohl, Ø 2,0 cm	1 Pckg.	€ 15,50
084 602	Größe 5 hohl, Ø 2,3 cm	1 Pckg.	€ 15,50
084 604	Größe 4 plan, Ø 2,0 cm	1 Pckg.	€ 11,95
084 605	Größe 5 plan, Ø 2,3 cm	1 Pckg.	€ 11,95



ab € 11,95



€ 21,90

M+W select MUNDSPIEGEL RHODIUM FRONT

Rostfrei, Rhodium Front, geeignet für die Thermodesinfektion.

12 Stck.:

084 610	Größe 4 plan	1 Pckg.	€ 21,90
084 611	Größe 5 plan	1 Pckg.	€ 21,90

M+W select MUNDSPIEGEL EXTRA

Mit verstärkter reiner Silberauflage (Verspiegelung im Dreischichtverfahren bis zum äußersten Rand), galvanisch verkupfert, mit Spezialbrennlack versiegelt, dadurch brillantes, verzerrungsfreies Bild. Absolut dichte Fassung verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Spiegelinnere. Autoklavierbar, heißluftsterilisierbar. Bei sachgemäßer Behandlung sind mindestens 200 Sterilisationen möglich.

12 Stck.:

000 660	Größe 4 plan	1 Pckg.	€ 23,90
000 661	Größe 4 hohl	1 Pckg.	€ 23,90



€ 23,90

M+W select MUNDSPIEGEL EXTRA HAUCHFREI

Verarbeitung wie M+W Mundspiegel Extra, jedoch mit wärme-speichernder Einlage. Nach kurzem Aufwärmen bleibt der Spiegel längere Zeit klar.

12 Stck.:

000 662	Größe 4 plan	1 Pckg.	€ 28,90
000 663	Größe 4 hohl	1 Pckg.	€ 28,90



€ 28,90

M+W select WANGENHALTER NACH HILGER

Aufsatz passend für alle Mundspiegelgriffe mit Gewinde M 2,5, rostfrei, RDG geeignet, autoklavierbar. Dient zum schonenden und blendfreien Abhalten des Mundwinkels. Aus einem Stück gefertigt und somit optimal zu reinigen.

300 645	M+W Wangenhalter nach Hilger	1 Pckg.	€ 12,90
---------	------------------------------	---------	---------



€ 12,90

MUNDSPIEGELGRIFFE

081 626	6-Kant, rostfreier Edelstahl, hohl (1.)	1 Stck.	€ 4,70
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 4,50
	ab 20 Stck.	je Stck.	€ 4,30
040 640	8-Kant, rostfrei, massiv (2.)	1 Stck.	€ 3,30
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 3,10
	ab 20 Stck.	je Stck.	€ 2,90
000 677	Fingerform, rostfrei, hohl (3.)	1 Stck.	€ 10,90
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 10,50
	ab 20 Stck.	je Stck.	€ 9,90
500 655	Easy Clean (4.)	1 Stck.	€ 5,90
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 5,30
500 660	Universal (5.)	1 Stck.	€ 4,30
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 4,10
	ab 20 Stck.	je Stck.	€ 3,80

ab € 2,90



MUNDSPIEGELGRIFF COLOR

Der ergonomische und leichte Griff (7 g) aus farbbeständigem Kunststoff liegt gut in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Sterilisierbar bis 134 °C.

181 610	schwarz	1 Stck.	€ 4,90
181 611	blau	1 Stck.	€ 4,90
181 612	grün	1 Stck.	€ 4,90
181 613	rot	1 Stck.	€ 4,90
181 614	weiß	1 Stck.	€ 4,90
181 615	mint	1 Stck.	€ 4,90
181 616	rosa	1 Stck.	€ 4,90
181 617	flieder	1 Stck.	€ 4,90
	ab 10 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 4,50

ab € 4,50



ab € 6,95



PINZETTEN

Aus rostfreiem Edelstahl mit geriefter Spitze, 1a-Qualität.

Pinzette London College (1.):			
098 636	15 cm, matt	1 Stck.	€ 7,60
098 646	15 cm, hochglanzpoliert	1 Stck.	€ 7,60
Pinzette Meriam (2.):			
098 628	15 cm, matt	1 Stck.	€ 7,60
Pinzette Perry (3.):			
098 629	13 cm, matt	1 Stck.	€ 7,60
	ab 10 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 7,30
	ab 20 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 6,95

GREIFPINZETTE

Spezialpinzette zum sicheren Greifen von kleinen Instrumenten und Stiften. Rostfrei.

010 602	Greifpinzette	1 Stck.	€ 15,90
----------------	---------------	---------	---------

€ 15,90



PIN-PINZETTE

Mit geriefter Hohlkehle zum besseren Greifen von Pins, Papier- und Guttaperchaspitzen.

000 616	Pin-Pinzette	1 Stck.	€ 21,90
----------------	--------------	---------	---------

€ 21,90



M+W select SONDENEINSÄTZE

Mit sehr feinen Arbeitsenden, für alle gängigen Sonden- bzw. Mundspiegelgriffe.

200 665	Fig. 23, 6 Stck. (1.)	1 Pckg.	€ 18,90
200 666	Fig. 9, 6 Stck. (2.)	1 Pckg.	€ 18,90
200 667	Fig. 8, 6 Stck. (3.)	1 Pckg.	€ 18,90
	ab 5 Pckgn. einer Ausführung	je Pckg.	€ 17,90



€ 17,90

M+W select ZAHNSONDEN

Mit Rundgriff, rostfrei.

075 690	Fig. 9, gerade (1.)	1 Stck.	€ 7,30
075 691	Fig. 23, Kuhhorn (2.)	1 Stck.	€ 7,30
075 692	Fig. 17, Häkchen (3.)	1 Stck.	€ 7,30
	ab 10 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 6,90
	ab 20 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 6,50



€ 6,50

M+W select ZAHNSONDEN SPEZIAL

Mit sehr feinem Arbeitsende und 8-Kantgriff, rostfrei.

100 675	Nr. 8, einendig (1.)	1 Stck.	€ 3,95
100 676	Nr. 9, einendig (2.)	1 Stck.	€ 3,95
100 677	Nr. 23, einendig (3.)	1 Stck.	€ 3,95
	ab 10 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 3,75
	ab 20 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 3,50



ab € 3,50

ab € 14,90



M+W select EXCAVATOREN

Rostfreier Edelstahl.

081 667	Gr. 1: 1,7/1,7 mm (1.)	1 Stck.	€ 15,40
081 668	Gr. 2: 2,1/2,1 mm (2.)	1 Stck.	€ 15,40
081 669	Gr. 3: 2,5/2,5 mm (3.)	1 Stck.	€ 15,40
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 14,90

M+W select EXCAVATOREN

Hohlgriff Durchmesser 8 mm, Löffel 1,6/1,6 mm, rostfrei

500 645	Form 1 (1.)	1 Stck.	€ 11,90
500 646	Form 2 (2.)	1 Stck.	€ 11,90
500 647	Form 3 (3.)	1 Stck.	€ 11,90
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 11,20



ab € 11,20

M+W select ANMISCHSPATEL

Für Unterfüllungen (Dycal, Life, Kalsogen, Ledermix, usw.), rostfrei.

081 645	3 mm breit	1 Stck.	€ 10,90
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 10,60
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 10,30

ab € 10,30

M+W select ZEMENTSPATEL

Rostfrei, doppelendig.

081 642	schmal, 5 mm (1.)	1 Stck.	€ 10,60
081 643	mittel, 6 mm (2.)	1 Stck.	€ 10,60
081 644	breit, 7 mm, doppelendig (3.)	1 Stck.	€ 10,60
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 10,20
	ab 10 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 9,90

ab € 9,90

M+W select ANMISCHSPATEL

Griffdurchmesser 8 mm, rostfrei.

500 640	4,5 mm (1.)	1 Stck.	€ 9,50
500 641	6,0 mm (2.)	1 Stck.	€ 9,50
500 642	7,5 mm (3.)	1 Stck.	€ 9,50
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 8,90

ab € 8,90

M+W select HEIDEMANNSPATEL

Griffdurchmesser 8 mm, rostfrei

500 650	2 mm breit (1.)	1 Stck.	€ 9,50
500 651	2,5 mm breit (2.)	1 Stck.	€ 9,50
500 652	3 mm breit (3.)	1 Stck.	€ 9,50
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 8,90

ab € 8,90

M+W select HEIDEMANNSPATEL

Rostfrei.

081 619	Nr. 19, 2,0 mm (1.)	1 Stck.	€ 10,30
081 620	Nr. 20, 2,5 mm (2.)	1 Stck.	€ 10,30
081 621	Nr. 21, 3,0 mm (3.)	1 Stck.	€ 10,30
	ab 10 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 9,90

ab € 9,90

M+W select APPLIKATIONSINSTRUMENT

Für Dycal und andere Calciumhydroxidpräparate.

081 658	1,5 mm/2,0 mm	1 Stck.	€ 11,60
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 10,90

ab € 10,90



M+W select CAVITENTFERNER

Rostfreier Edelstahl. Instrument zum einfachen Entfernen von provisorischen Füllungsmaterialien.

081 657	doppelendig	1 Stck.	€ 11,60
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 10,90

ab € 10,50



M+W select FÜLLUNGSMATERIALIEN

Rostfreier Edelstahl, Qualitätsinstrumente.

181 600	Kugel/Kugel, 1,0 mm/1,3 mm (1.)	1 Stck.	€ 10,90
181 601	Kugel/Kugel, 1,4 mm/1,8 mm (2.)	1 Stck.	€ 10,90
181 602	Kugel/Kugel, 1,9 mm/2,3 mm (3.)	1 Stck.	€ 10,90
181 603	Kugel/Kugel, 2,5 mm/3,0 mm (4.)	1 Stck.	€ 10,90
081 608	Kugel/Kugel, 1,0 mm/1,4 mm (5.)	1 Stck.	€ 10,90
081 609	Kugel/Kugel, 2,2 mm/3,0 mm (6.)	1 Stck.	€ 10,90
081 610	Kugel/Kugel, 4,5 mm/3,5 mm (7.)	1 Stck.	€ 10,90
081 611	birnenförmig, 1,0 mm/1,5 mm (8.)	1 Stck.	€ 10,90
081 612	birnenförmig, 1,5 mm/1,8 mm (9.)	1 Stck.	€ 10,90
081 613	birnenförmig, 1,9 mm/2,3 mm (10.)	1 Stck.	€ 10,90
181 604	plan/plan, 1,0 mm/1,2 mm (11.)	1 Stck.	€ 10,90
181 605	plan/plan, 1,4 mm/1,6 mm (12.)	1 Stck.	€ 10,90
181 606	plan/plan, 1,7 mm/1,9 mm (13.)	1 Stck.	€ 10,90
081 607	Kugel/Spatel, 1,9 mm/2,5 mm (14.)	1 Stck.	€ 10,90
081 601	Spatel/Spatel, 1,6 mm/1,6 mm (15.)	1 Stck.	€ 10,90
081 603	Spatel/Spatel, 1,6 mm/2,0 mm (16.)	1 Stck.	€ 10,90
181 607	Spatel/Spatel, 2,0 mm/2,0 mm (17.)	1 Stck.	€ 10,90
081 602	Spatel/Spatel, 2,4 mm/2,4 mm (18.)	1 Stck.	€ 10,90
181 608	Spatel/Spatel, 2,5 mm/2,5 mm (19.)	1 Stck.	€ 10,90
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 10,30

ab € 10,30

M+W select PREMIUM PARODONTOMETER

Parodontometer mit Titan-Arbeitsspitze und Zirkon-Nitrid-Beschichtung für höchste Ansprüche. Das spezielle Griffdesign vereint die Vorteile der einfachen Reinigung und Sterilisation mit einer perfekten Haptik. Die besondere Griffoberfläche bietet sicheren Halt und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Die Farbmarkierung ist kontraststark für noch bessere Lesbarkeit und ist äußerst beständig. Durch Titan auch für die Verwendung mit Implantaten geeignet. Made in Germany.

300 635	CP12 (3-6-9-12 mm) (1.)	1 Stck.	€ 41,50
300 636	CP15 (1 bis 15 mm) (2.)	1 Stck.	€ 41,50
CP11,5 WHO mit Kugelspitze			
300 637	(3,5-5,5-8,5-11,5 mm) (3.)	1 Stck.	€ 41,50



€ 41,50

M+W select PARODONTOMETER

Mit Farbmarkierung.

CP 11,5 WHO mit Kugelspitze, geeignet zum Erstellen des PS- Index (3,5-5,5-8,5-11,5 mm) (1.)			
040 672		1 Stck.	€ 16,90
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 15,90
O.M.S. mit Kugelspitze (3-6-9-12 mm) (2.)			
140 620		1 Stck.	€ 19,90
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 19,30
CP 12 (3-6-9-12 mm) (3.)			
040 673		1 Stck.	€ 16,90
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 15,90
CP 15 (1 bis 15 mm) (4.)			
140 621		1 Stck.	€ 19,90
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 19,30
CP 18 (3-5-8-10 mm) (5.)			
140 622		1 Stck.	€ 19,90
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 19,30



ab € 15,90



ab € 103,90

M+W select HOHLMEISSELZANGEN

Nach Luer Friedmann, zum Brechen von scharfen Kanten bei offenen Kürettagen. Mikro Friedmann zierlich, geeignet für die Glättung des parodontalen Knochens. Mikro Friedmann gebogen, universell für Ober- und Unterkiefer einsetzbar, die feine Spitze (1,6 mm breit) eignet sich für tiefe Arbeiten an Alveolarknochen.

081 649	Luer-Friedmann, 14 cm (1.)	1 Stck.	€ 103,90
040 680	Mikro-Friedmann, zierlich (2.)	1 Stck.	€ 137,50
040 690	Mikro-Friedmann, gebogen (3.)	1 Stck.	€ 147,90



€ 159,90

M+W select MICRO SCHERE CASTROVIEJO

Gebogen und rostfrei.

140 600	Rundgriff, 15 cm	1 Stck.	€ 159,90
---------	------------------	---------	----------



ZAHNFLEISCH-SCHERE, IRIS

Rostfrei.

500 662	Iris gerade, 11,5 cm (1.)	1 Stck.	€ 8,90
500 663	Iris gebogen, 11,5 cm (2.)	1 Stck.	€ 8,90



ZAHNFLEISCH-SCHERE GOLDMANN-FOX

Zahnfleisch-Schere nach Goldmann-Fox, 13 cm, gebogen.

	Zahnfleisch-Schere		
300 669	Goldmann-Fox	1 Stck.	€ 14,90



ZAHNFLEISCH-SCHERE, IRIS MIT MIKROSCHLIFF

Extra scharfe Scheren mit Mikroschliff aus hochwertigem Stahl für sehr hohe Elastizität, Zähigkeit und hohe Bruchsicherheit. Rostsicher, antimagnetisch und beständig gegen alle Desinfektionsmitteln und Säuren, die in der Zahnarztpraxis vorkommen.

040 697	Iris, gerade, 10,5 cm (1.)	1 Stck.	€ 45,95
040 677	Iris, gebogen, 10,5 cm (2.)	1 Stck.	€ 45,95

€ 14,90



€ 49,90



ZAHNFLEISCH-SCHERE, LA-GRANGE

Rostfrei. Feine Zackung verhindert ein Weggleiten des Zahnfleisches.

	Gingiva-Schere n. La Grange:		
040 650	doppelt gebogen, 11,5 cm	1 Stck.	€ 49,90



ZAHNFLEISCH-SCHERE MIT MIKROSCHLIFF

»Super-Cut«. Mit Hartmetalleinlage und Mikroschliff. Der Mikroschliff verhindert das Weggleiten vom Gewebe beim Schneiden.

040 678	G-Fox, gebogen, 13 cm (1.)	1 Stck.	€ 66,90
040 679	La Grange, 11,5 cm (2.)	1 Stck.	€ 72,50



M+W select ZAHNREINIGUNGSINSTRUMENTE

Jaquette, einendig, rostfrei.

081 651	Form Nr. 1 (1.)	1 Stck.	€ 15,70
081 652	Form Nr. 2 (2.)	1 Stck.	€ 15,70
081 654	Form Nr. 4 (3.)	1 Stck.	€ 15,70
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck	€ 14,95



ab € 14,95



ab € 46,90

M+W select PREMIUM SCALER

Die besondere Griffoberfläche bietet sicheren Halt auf Zug als auch auf Druck und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der verwendete Hochleistungskunststoff PEEK zeichnet sich besonders durch seine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und Desinfektionslösungen aus. PEEK ist hochtemperaturbeständig und kann bei 134°C sterilisiert werden. Die Arbeitssenden haben einen sehr guten Schliff für einen guten und gleichmäßigen Abtrag. Made in Germany.

300 630	204S	1 Stck.	€ 47,90
300 631	204SD	1 Stck.	€ 47,90
300 632	H6/H7	1 Stck.	€ 47,90
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck	€ 46,90

M+W select SCALER

Instrumente zum Entfernen von subgingivalem Zahnstein und Konkrementen sowie zur Glättung der Wurzeloberfläche. Die sichelförmigen Scaler haben je Arbeitssende zwei schneidende Kanten, die am Ende zu einer Spitze auslaufen.

500 610	204 (1.)	1 Stck.	€ 24,90
500 611	204 S (2.)	1 Stck.	€ 24,90
500 612	204 SD (3.)	1 Stck.	€ 24,90
	H6/H7 – doppelt gebogen (4.) Die leichte Abwinklung der Arbeitssenden erleichtert den Zugang zu allen mesialen und distalen Flächen	1 Stck.	€ 24,90
500 614	CI 2/3 (5.)	1 Stck.	€ 24,90
500 615	Taylor T 2/3 (6.)	1 Stck.	€ 24,90
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck	€ 23,50



ab € 23,50



€ 33,90

M+W select TITAN-SCALER


Zum Reinigen von Implantaten. Arbeitsspitzen aus Titan, Rundgriff aus Edelstahl.

498 697	204 SD (1.)	1 Stck.	€ 33,90
498 698	Fig. H6/H7 (2.)	1 Stck.	€ 33,90

M+W select PREMIUM GRACEY KÜRETZEN

Die besondere Griffoberfläche bietet sicheren Halt auf Zug als auch auf Druck und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der verwendete Hochleistungskunststoff PEEK zeichnet sich besonders durch seine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und Desinfektionslösungen aus. PEEK ist hochtemperaturbeständig und kann bei 134 °C sterilisiert werden. Die verschieden farbige Einfärbung der Griffe macht eine einfache Unterscheidung möglich, keine Verwechslungsgefahr zwischen den einzelnen Formen. Die Arbeitsenden haben einen sehr guten Schliff für einen guten und gleichmäßigen Abtrag. Made in Germany.

300 622	1/2 gelb (1.)	1 Stck.	€ 47,90
300 623	3/4 rot (2.)	1 Stck.	€ 47,90
300 624	5/6 blau (3.)	1 Stck.	€ 47,90
300 625	7/8 grün (4.)	1 Stck.	€ 47,90
300 626	9/10 beige (ohne Abb.)	1 Stck.	€ 47,90
300 627	11/12 schwarz (5.)	1 Stck.	€ 47,90
300 628	13/14 braun (6.)	1 Stck.	€ 47,90
300 629	15/16 violett (7.)	1 Stck.	€ 47,90



M+W select COLOR PA-KÜRETZEN NACH GRACEY

Die Instrumente haben eine bis 180°C hitzebeständige Farbmarkierung zur schnellen Identifikation der jeweiligen Figur. Sind aus speziellem, hochlegiertem, rosticherem Edelstahl gefertigt und werden in einem zusätzlichen Verfahren gehärtet. Sie zeichnen sich durch Bruchsicherheit, federharter Elastizität und hohe Korrosionsbeständigkeit aus. Außerdem sind sie gut ausbalanciert und liegen optimal in der Hand.

140 610	1/2, gelb (1.) für den Frontzahnbereich (kurz)	1 Stck.	€ 32,90
140 611	3/4, rot (2.) für den Frontzahnbereich (Kontrawinkel, kurz)	1 Stck.	€ 32,90
140 612	5/6, blau (3.) für den Seitenzahnbereich (mittel) – Schaft und Schneide sind leicht abgewinkelt	1 Stck.	€ 32,90
140 613	7/8, grün (4.) für den Seitenzahnbereich (Kontrawinkel, mittel) – für bukkale und linguale Flächen	1 Stck.	€ 32,90
140 614	9/10, weiß (5.) für Molaren (Kontrawinkel, lang) – Schaft und Schneide abgewinkelt für schlecht zugängliche Wurzeloberflächen	1 Stck.	€ 32,90
140 615	11/12, schwarz (6.) für die mesiolingualen und mesiobukkale Bereiche des Seitenzahngebietes	1 Stck.	€ 32,90
140 616	13/14, braun (7.) für die distalen Flächen aller Molaren	1 Stck.	€ 32,90
140 617	15/16, violett (8.) für die mesialen Flächen aller Molaren	1 Stck.	€ 32,90



PARODONTAL-KÜRETTEN NACH GRACEY

Küretten nach Gracey sind für subgingivales Scaling und Root Planing der Wurzeloberflächenform in den verschiedenen Quadranten angepasst und ermöglichen so ein exaktes Arbeiten.

500 600	1/2 (1.) für den Frontzahnbereich (kurz)	1 Stck.	€ 24,90
500 601	3/4 (2.) für den Frontzahnbereich (Kontrawinkel, kurz)	1 Stck.	€ 24,90
500 602	5/6 (3.) für den Seitenzahnbereich (mittel) – Schaft und Schneide sind leicht abgewinkelt	1 Stck.	€ 24,90
500 603	7/8 (4.) für den Seitenzahnbereich (Kontrawinkel, mittel) – für bukkale und linguale Flächen	1 Stck.	€ 24,90
500 604	9/10 (5.) für Molaren (Kontrawinkel, lang) – Schaft und Schneide abgewinkelt für schlecht zugängliche Wurzeloberflächen	1 Stck.	€ 24,90
500 605	11/12 (6.) für die mesiolingualen und mesiobukkalen Bereiche des Seitenzahngbietes	1 Stck.	€ 24,90
500 606	13/14 (7.) für die distalen Flächen aller Molaren	1 Stck.	€ 24,90
500 607	15/16 (8.) für die mesialen Flächen aller Molaren	1 Stck.	€ 24,90



€ 24,90



€ 24,90



COLUMBIA-UNIVERSITY KÜRETTEN

Die Universal-Küretten sind für alle Quadranten geeignet.

040 660	COL 2L/2R (1.) für den Frontzahnbereich	1 Stck.	€ 24,90
040 661	COL 4L/4R (2.) für den Seitenzahnbereich	1 Stck.	€ 24,90
040 662	COL 13/14 (3.) für alle Seitenzähne, auch für Frontzähne verwendbar	1 Stck.	€ 24,90



€ 24,90



KÜRETTEN NACH LANGER

Diese beidseitig scharfen Küretten sind so gearbeitet, dass sowohl die mesialen als auch die distalen Wurzeloberflächen ohne Wechsel des Instrumentes behandelt werden können.

040 663	LA 1/2 (1.)	1 Stck.	€ 24,90
040 664	LA 3/4 (2.)	1 Stck.	€ 24,90
040 665	LA 5/6 (3.)	1 Stck.	€ 24,90



€ 42,50



TITAN-KÜRETTEN LANGER

Zum Reinigen von Implantaten. Arbeitsspitzen aus Titan, Rundgriff aus Edelstahl.

498 694	Langer Fig. 1/2 (1.)	1 Stck.	€ 42,50
498 695	Langer Fig. 3/4 (2.)	1 Stck.	€ 42,50
498 696	Langer Fig. 5/6 (3.)	1 Stck.	€ 42,50


M+W select ZAHNZANGEN

Kinderzange Standard: Mit Karogriff, zierliche Ausführung.
Standard-Zange: Normale Größe mit Karogriff und Randzahnung (außer bei Kinderzangen). Die Abbildungen zeigen die Randzahnung allerdings nicht.
Tiefgreifende Standard-Zange: Mit Karogriff und Randzahnung.
Büchs-/Haftprofil-Zange: Karo-Griff, Zangenmaul innen längs- und quergegriffelt, Rand gezahnt, bessere Friktion am Zahn. Karo-Griffe sind gut geeignet für das Arbeiten mit Handschuhen.

Form	je 1 Stck.
Kinderzange Standard	€ 66,90
Standard-Zange	€ 60,50
Tiefgreifende Standard-Zange	€ 60,50
Büchs-/Haftprofilzange	€ 69,90

ab € 60,50

1 K III-I I-III (Kinderzange) Standard 040 600	2 K V-IV IV-V (Kinderzange) Standard 040 601	4 K V-IV IV-V (Kinderzange) Standard 040 602	5 K III-I I-III (Kinderzange) Standard 040 603	
1 3-1 1-3 Standard 040 605 Büchs 081 631	2 3-1 1-3 Standard 040 606	7 5-4 4-5 Standard 040 607 Büchs 081 633	13 5-1 1-5 Standard 040 615 Büchs 081 638	17 7-6 Standard 040 608 Büchs 081 634
18 6-7 Standard 040 609 Büchs 081 635	22 7-6 6-7 Standard 040 616 Büchs 081 639	33 5-1 1-5 w Standard 040 617 Büchs 081 640	34 N 2-1 1-2 Tiefgreifend 040 622	35 N 5-4 4-5 Tiefgreifend 040 631
36 N 5-1 1-5 Tiefgreifend 040 628	46 5-1 1-5 w Standard 040 613	46 L 6-3 3-6 w Tiefgreifend 040 629	49 3-1 1-3 w Standard 040 620	
51 8-3 3-8 w Standard 040 610 Büchs 081 636	51 A 5-3 3-5 w Standard 040 611	51 L 6-3 3-6 w Tiefgreifend 040 624	67 8 8 Standard 040 612 Büchs 081 637	67 N 7-6 6-7 Tiefgreifend 040 632
73 7-6 6-7 Standard 040 614	79 8 8 Standard 040 618 Büchs 081 641	79 N 8 8 Tiefgreifend 040 633	251 5-3 3-5 w Tiefgreifend 040 634	



1

€ 113,90



2



M+W select WURZELSPITTERZANGE

Mit grazilen Arbeitsenden für tiefsitzende Wurzelreste, mit Randzahnung.

198 616 für Oberkiefer (1.)	1 Stck.	€ 113,90
198 617 für Unterkiefer (2.)*	1 Stck.	€ 113,90

* verfügbar voraussichtlich ab Februar 2023

M+W select WURZELHEBER N. HEIDBRINK

Rostfrei, mit geschliffener Spitze.

040 645	Fig. 1, gerade (1.)	1 Stck.	€ 34,60
040 646	Fig. 2, rechts (2.)	1 Stck.	€ 34,60
040 647	Fig. 3, links (3.)	1 Stck.	€ 34,60

€ 34,60



€ 35,20

M+W select WURZELHEBER

Funktionsende über die Fläche gebogen, rostfrei.

081 685	2 mm (ohne Abb.)	1 Stck.	€ 35,20
081 686	3 mm (1.)	1 Stck.	€ 35,20

M+W select WURZELHEBER BEIN

Rostfrei.

081 675	Größe 1, 2 mm (1.)	1 Stck.	€ 27,90
081 676	Größe 2, 3 mm (2.)	1 Stck.	€ 27,90
081 677	Größe 3, 4 mm (ohne Abb.)	1 Stck.	€ 27,90



€ 27,90



€ 31,90

M+W select WURZELHEBER FLOHR

Rostfrei.

081 680	abgewinkelt links (1.)	1 Stck.	€ 31,90
081 681	abgewinkelt rechts (2.)	1 Stck.	€ 31,90



€ 61,70

M+W select KRALLENHEBER

Pistolenhäkchen:

081 694	links disto-mesial (1.)	1 Stck.	€ 61,70
081 695	rechts disto-mesial (2.)	1 Stck.	€ 61,70

€ 45,50



M+W select WURZELSPITTERHEBER

Graziles Instrument zur Entfernung von Wurzelsplitterresten, leichter ergonomischer Hohlgriff, doppelendig.

198 620 Wurzelsplitterheber, doppelendig 1 Stck. € 45,50

M+W select KRONENENTFERNER

Kronenheber für noch einfachere Entfernung von zementiertem Zahnersatz. Kein Verkanten mehr, durch das schmale Ende greift der Hebel perfekt in die Trennungsnah der Krone, die Kronen lassen sich dadurch besser aufbiegen.

300 620	vertikal (1.)	1 Stck.	€ 69,68
300 621	horizontal (2.)	1 Stck.	€ 69,68



€ 69,68

M+W select KRONENABNEHMEHILFE

Stabiles Instrument aus rostfreiem Stahl mit 2 Funktionsenden, die in den Spalt der aufgeschnittenen Krone greifen und diese durch Abwinkeln mühelos aufbiegen.

081 683 Kronenabnehmehilfe 1 Stck. € 58,90

€ 58,90



M+W select KRONENENTFERNUNGSZANGE

Zange mit Rückholfeder zum Entfernen von Kronen. Kunststoffbacken auswechselbar.

300 640	Kronenentfernungszange	1 Stck.	€ 110,90
300 641	Kunststoffbacken, Paar	1 Pckg.	€ 12,30

€ 12,30



M+W select PERIOTOME

Zum Ablösen der marginalen Gingiva und der desmodontalen Fasern, für eine schonende Extraktion. Die Periotom-Einsätze haben einen glatten Schaft und werden im Halter fixiert.

498 687	Nr. 6680 gerade, 1,6 mm (1.)	1 Stck.	€ 13,90
498 688	Nr. 6681 gerade, 2,5 mm (2.)	1 Stck.	€ 13,90
498 689	Nr. 6682 gebogen, 1,6 mm (3.)	1 Stck.	€ 13,90
498 690	Nr. 7183 gebogen, 2,5 mm (4.)	1 Stck.	€ 13,90
498 691	Nr. 7184 gewinkelt, 1,6 mm (5.)	1 Stck.	€ 13,90
498 692	Nr. 7185 gewinkelt, 2,5 mm (6.)	1 Stck.	€ 13,90
498 693	Halter für Periotom Nr. 6748 (7.)	1 Stck.	€ 67,98



€ 42,50



M+W select PERIOTOME DOPPELENDIG

Doppelendige Periotome zur schonenden Ablösung der marginalen Gingiva und der desmodontalen Fasern. Durch das spezielle Griffdesign liegt das Instrument angenehm und sicher in der Hand sowohl auf Zug als auch auf Druck.

198 622	Periotom gewinkelt 2,5 mm / Löffel Hemingway	1 Stck.	€ 42,50
198 623	Periotom gerade 2,5 mm / seitlich gewinkelt 2,5 mm	1 Stck.	€ 42,50



ab € 8,25



M+W select ANATOMISCHE/ CHIRURGISCHE PINZETTE

1a-Qualität.

300 665	Anatom. Pinzette (1.): 14 cm, gerade,	1 Stck.	€ 8,25
300 666	Chirurg. Pinzette (2.): 14 cm, gerade,	1 Stck.	€ 9,85



ab € 8,25

M+W select ANATOMISCHE/ CHIRURGISCHE PINZETTE

1a-Qualität.

098 618	Anatom. Pinzette (1.): 14 cm, gerade, Funktionsende 2 mm	1 Stck.	€ 8,25
098 619	Chirurg. Pinzette (2.): 14 cm, gerade, Funktionsende 2 mm	1 Stck.	€ 9,85



€ 62,90

M+W select ATRAUMATISCHE PINZETTEN

Für chirurgo-parodontale Eingriffe. Mikrogezahnte Greifflächen erlauben das sichere Fassen auch kleinster Gewebeteile.

040 681	De Bakey, gerade	1 Stck.	€ 62,90
040 682	De Bakey, gebogen	1 Stck.	€ 62,90



ab € 229,00

M+W select NADELHALTER CASTROVIEJO

Mit Hartmetalleinsätzen (können ausgetauscht werden), für feine Nadeln.

040 696	gerade, rostfrei, 14 cm (1.)	1 Stck.	€ 229,00
140 601	gerade, rostfrei, Rundgriff, Innenfeder, 12,5 cm (2.)	1 Stck.	€ 245,00
040 698	gerade, rostfrei, Rundgriff, Innenfeder, 16 cm (ohne Abb.)	1 Stck.	€ 259,00

M+W select NADELHALTER MATHIEU

300 675	14 cm, 1a-Qualität	1 Stck.	€ 45,90
300 676	17 cm, 1a-Qualität	1 Stck.	€ 49,50



ab € 45,90

M+W select NADELHALTER MATHIEU

081 660	14 cm, 1a-Qualität	1 Stck.	€ 71,90
081 661	17 cm, 1a-Qualität	1 Stck.	€ 75,90
081 662	14 cm, mit Hartmetallspitzen	1 Stck.	€ 92,90
081 663	17 cm, mit Hartmetallspitzen	1 Stck.	€ 99,90



ab € 71,90

M+W select NADELHALTER LANGENBECK

040 639	18 cm, ohne Sperre, mit Hartmetallspitzen	1 Stck.	€ 94,90
----------------	--	---------	----------------



€ 94,90

M+W select NADELHALTER LICHTENBERG

Die sehr schmal gearbeiteten Funktionseenden halten auch stark gekrümmte Nadeln fest und sicher, ohne sie zu traumatisieren.

040 685	17 cm, mit Hartmetalleinsätzen	1 Stck.	€ 163,00
----------------	--------------------------------	---------	-----------------



€ 163,00

M+W select NAHTMATERIAL NYLON

Monofilament Nahtmaterial aus Nylon, nicht resorbierbar, einzeln steril verpackt. Packung mit 12 Stck.

500 620	DS-16, USP 5/0	1 Stck.	€ 21,90
500 621	DS-19, USP 4/0	1 Stck.	€ 21,90
500 622	HS-15, USP 4/0	1 Stck.	€ 21,90
500 623	DS-15, USP 5/0	1 Stck.	€ 21,90



€ 21,90

M+W select NAHTMATERIAL POLYESTER

Geflochtenes Nahtmaterial aus Polyester grün, Silikon beschichtet, nicht resorbierbar, Fadenlänge: 75 cm, einzeln steril verpackt. Packung mit 12 Stck.

500 625	DS-16, UPS 4/0	1 Stck.	€ 21,90
500 626	HRT18, UPS 4/0	1 Stck.	€ 21,90
500 627	HS-17, UPS 4/0	1 Stck.	€ 21,90



€ 21,90

M+W select NAHTMATERIAL SEIDE

Geflochtenes Nahtmaterial aus Seide, gewachst, schwarz, nicht resorbierbar, einzeln steril verpackt. Packung mit 12 Stck.

500 630	HR-17, USP 3/0	1 Stck.	€ 21,90
500 631	HS-17, USP 3/0	1 Stck.	€ 21,90
500 632	DS-19, USP 4/0	1 Stck.	€ 21,90
500 633	HS-17, USP 4/0	1 Stck.	€ 21,90
500 634	DS-16, USP 5/0	1 Stck.	€ 21,90
500 635	DS-16, USP 4/0	1 Stck.	€ 21,90



M+W select RASPATORIEN

Für die chirurgische Parodontologie.

040 683 P 24 (1.)	1 Stck.	€ 45,30
040 684 Molt M 9 (2.)	1 Stck.	€ 46,70



ab € 45,30

€ 23,30



M+W select SCHARFER LÖFFEL NACH HEMINGWAY

Mit 8-Kant-Griff, breit, doppelseitig.

081 673 Gr. 1, 1,8 mm (1.)	1 Stck.	€ 23,30
081 674 Gr. 2, 2,3 mm (ohne Abb.)	1 Stck.	€ 23,30
081 666 Gr. 3, 2,8 mm (ohne Abb.)	1 Stck.	€ 23,30

M+W select SCHARFER LÖFFEL NACH HEMINGWAY


Griffdurchmesser 8 mm, rostfrei.

500 656 Löffel Ø 2,5/2,5 mm (1.)	1 Stck.	€ 14,90
500 657 Löffel Ø 3,5/3,5 mm (2.)	1 Stck.	€ 14,90



€ 14,90

€ 34,60



M+W select SCHARFER LÖFFEL NACH WILLIGER

Gerade, doppelseitig.

081 684 Gr. 00/0 (1.)	1 Stck.	€ 34,60
081 687 Gr. 0/1 (2.)	1 Stck.	€ 34,60

M+W select SCHARFER LÖFFEL NACH LUCAS

Zur Entfernung von Granulationsgewebe.

040 674 Lucas 85, 2,5 mm	1 Stck.	€ 41,50
--------------------------	---------	---------



€ 41,50

€ 9,80



M+W select TAMPONSTOPFER LUNIATSCHEK

Mit Hartmetalleinsätzen (können ausgetauscht werden), für feine Nadeln.

081 671 Tamponstopfer Luniatschek	1 Stck.	€ 9,80
-----------------------------------	---------	--------

M+W select HALSTED-MOSQUITO KLEMME

Arterienklemme, rostfrei.

500 665	13 cm gerade (1.)	1 Stck.	€ 9,50
500 666	13 cm gebogen (2.)	1 Stck.	€ 9,50



ab € 47,90



M+W select WUNDHAKEN

Mit Hartmetalleinsätzen (können ausgetauscht werden), für feine Nadeln.

Middeldorpf:

081 672	Funktionsende 26 x 22 mm (1.)	1 Stck.	€ 54,80
---------	-------------------------------	---------	---------

Langenbeck:

081 650	Funktionsende 50 x 11 mm (2.)	1 Stck.	€ 47,90
081 678	Funktionsende 40 x 11 mm (3.)	1 Stck.	€ 47,90
081 691	Funktionsende 30 x 11 mm (4.)	1 Stck.	€ 47,90

M+W select RETRAKTOR

Der Retraktor ist eine Kombination aus Vestibulumhaken und Sternberg Abhalter. Das Vestibulum Ende wird verwendet, um den gesamten Lippenbereich abzuhalten und dadurch eine optimale Sicht auf das Operationsfeld zu gewährleisten. Das Sternberg Ende hält den Mundwinkel ab.

140 676	Retraktor	1 Stck.	€ 96,70
---------	-----------	---------	---------



1 € 6,90

M+W select SKALPELLGRIFF

Die besondere Griffoberfläche bietet sicheren Halt und lässt sich optimal reinigen.

200 669	Skalpellgriff Nr. 3 (1.)	1 Stck.	€ 6,90
140 625	Skalpellgriff (2.)	1 Stck.	€ 40,50

2 € 40,50



M+W select TUCHKLEMME N. JONES

Länge 9 cm.

040 686	Tuchklemme n. Jones	1 Stck.	€ 22,30
---------	---------------------	---------	---------



€ 22,30

 KNOCHENMÜHLE

Mit auswechselbarer Titan-Zahnung zur Gewinnung von feinporigem autologem Knochen. 16 mm Durchmesser.

140 630 Knochenmühle 1 Stck. € 298,00



€ 298,-



€ 42,90

 MISCHDOSE

Zur Mischung von autologem und heterologem Knochenmaterial.

140 631 Mischdose 1 Stck. € 42,90

 MESSZIRKEL CASTROVIEJO

Zur Abstandsmessung von natürlichen Zähnen und für die Positionierung von Implantaten.

140 632 9 cm, gerade 1 Stck. € 255,00

€ 255,-



€ 259,-



 IMPLANTAT-MESSZANGE

Zur Kieferkambreitenmessung, Skala beidseitig.

140 633 Implantat-Messzange 1 Stck. € 259,00

 HAUTSTANZE KEYES

Vor der Implantatinserterion oder zur Freilegung von Implantaten für den posterioren Bereich. 10 cm, 90° gebogen.

140 634 Ø 3 mm 1 Stck. € 42,50
140 635 Ø 6 mm 1 Stck. € 42,50



€ 42,50

M+W select HAMMER

Mit auswechselbaren Kunststoffbacken, 300 g, Ø 25 mm, 17 cm.

498 699 Hammer MEAD 1 Stck. € 115,00

€ 115,00



€ 84,30



M+W select FLACHMEISSEL

Knochenmeißel, 17,5 cm.

für präimplantologische Eingriffe:

140 636	gerade, 4 mm (1.)	1 Stck.	€ 84,30
140 637	gerade, 6 mm (ohne Abb.)	1 Stck.	€ 84,30

für präimplantologische Eingriffe an vestibulären Flächen:

140 638	gebogen, 4 mm (2.)	1 Stck.	€ 84,30
---------	--------------------	---------	---------

M+W select KNOCHENSPRITZE

Zur Applikation von Knochenersatzmaterialien – sowohl aus körpereigenen Knochenespänen als auch aus synthetischen Materialien.

140 640 Ø 25 mm 1 Stck. € 110,90

€ 110,90



ab € 61,70



M+W select OSTEOTOME

Für schonendes Anheben der Schneider'schen Membran beim Sinus-Lift.

konvex:

140 642	Ø 2,8 mm	1 Stck.	€ 61,70
140 643	Ø 3,1 mm	1 Stck.	€ 61,70
140 644	Ø 3,5 mm	1 Stck.	€ 61,70
140 645	Ø 3,8 mm	1 Stck.	€ 61,70
140 646	Ø 4,1 mm	1 Stck.	€ 61,70

konvex mit Stopp:

140 647	Ø 3,25 mm, einstellbare Länge für den Sinus-Lift, besonders im Molarenbereich	1 Stck.	€ 69,68
---------	---	---------	---------

M+W select SINUS-LIFT ELEVATOREN

Elevator 01:
schmal, zum Ablösen der Schneider'schen Membran an der Knochenrinde (1.)

140 651 1 Stck. € 53,30

Elevator 02:
zum Ablösen der Membran im oberen und hinteren Anteil der Kieferhöhlenwand (2.)

140 652 1 Stck. € 53,30

Elevator 03:
zum Ablösen der unteren Membran, speziell im kausalen Bereich (3.)

140 653 1 Stck. € 53,30



€ 53,30



SINUS-LIFT INSTRUMENTE

Raspatorien mit Hohlgriff.

Speziell für Weichgewebe:

140 648	B1 (1.)	1 Stck.	€ 41,50
---------	---------	---------	---------

Speziell für Weichgewebe, mit größerer Arbeitsfläche:

140 649	B2 (2.)	1 Stck.	€ 41,50
---------	---------	---------	---------

140 650	B3 (3.)	1 Stck.	€ 41,50
---------	---------	---------	---------

Zum Ablösen der Membran initial:

140 654	H01 (4.)	1 Stck.	€ 59,50
---------	----------	---------	---------

140 655	H02 (5.)	1 Stck.	€ 59,50
---------	----------	---------	---------

Zum Ablösen der Membran im posterioren Bereich:

140 656	K03 (6.)	1 Stck.	€ 59,50
---------	----------	---------	---------

140 657	K04 (7.)	1 Stck.	€ 59,50
---------	----------	---------	---------

Zum Ablösen der Membran in Richtung des Kieferhöhlendaches:

140 658	K78 (8.)	1 Stck.	€ 41,50
---------	----------	---------	---------

140 659	K77 (9.)	1 Stck.	€ 41,50
---------	----------	---------	---------

ab € 41,50



1 2 3 4 5 6 7 8



KNOCHENSPREIZER

Mit Farbmarkierung und Tiefengraduierung 3-6-9-12.

gerade:

140 661	Fig. 1, 2,2 mm-grün (1.)	1 Stck.	€ 64,90
---------	--------------------------	---------	---------

140 662	Fig. 2, 2,8 mm-blau (2.)	1 Stck.	€ 64,90
---------	--------------------------	---------	---------

140 663	Fig. 3, 3,4 mm-rot (3.)	1 Stck.	€ 64,90
---------	-------------------------	---------	---------

140 664	Fig. 4, 4,0 mm-schwarz (4.)	1 Stck.	€ 64,90
---------	-----------------------------	---------	---------

bajonett:

140 665	Fig. 1, 2,2 mm-grün (5.)	1 Stck.	€ 74,50
---------	--------------------------	---------	---------

140 666	Fig. 2, 2,8 mm-blau (6.)	1 Stck.	€ 74,50
---------	--------------------------	---------	---------

140 667	Fig. 3, 3,4 mm-rot (7.)	1 Stck.	€ 74,50
---------	-------------------------	---------	---------

140 668	Fig. 4, 4,0 mm-schwarz (8.)	1 Stck.	€ 74,50
---------	-----------------------------	---------	---------



ab € 64,90



KNOCHENSCHABER

Knochenschaber nach Dr. Bernard Guillaume. Der Griff liegt perfekt in der Hand und gewährleistet sichere Abstützung und Führung des Instruments. Der verkürzte geschwungene Schaft ist ideal auf das Arbeiten am Kiefer abgestimmt. Mit Farbmarkierung und Tiefengraduierung 3-6-9-12.

040 693	Knochenschaber	1 Stck.	€ 145,90
---------	----------------	---------	----------

€ 145,90





DESINFEKTIONSMITTEL auf einen Blick:

	Reinigung	Desinfektion	bakterizid	begrenzt vizuzid*	spozizid	fungizid	tuberkulozid	HBV-wirksam	HCV-wirksam	HIV-wirksam	aldehydfrei	phenolfrei	alkoholfrei	gebrauchsfertige Lösung	Konzentrat	Anwendungskonz. in%	Einwirkzeit	VAH gelistet	Anmerkungen
HÄNDE																			
Händedesinfektion		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X				X	Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion: 30 Sekunden Einwirkzeit chirurgische Händedesinfektion: 5 Minuten
Waschlotion soft	X											X	X						
FLÄCHEN																			
Sprühdesinfektion Plus	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X			1,0'	X	
Sprühdesinfektion alkoholfrei	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X			1,0'	X	
Desinfektionstücher Plus	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-	1,0'	X	
Wet Wipes Maxi AF	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-	2,0'	X*	* Tränkflüssigkeit VAH gelistet
Wet Wipes Soft	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-	2,0'	X*	* Tränkflüssigkeit VAH gelistet
Wet Wipes Soft alkoholfrei	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	-	-	-	2,0'	X*	* Tränkflüssigkeit VAH gelistet
Flächendesinfektion Plus	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	3	15,0'	X		
INSTRUMENTE																			
Bohrerbad Plus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			5,0'	X	
Instrumentenbad Plus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	1,5'	15,0'	X		
SPEZIALBEREICHE																			
Septoprint Plus		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X			1,0'	X	TbB: 15 Min.
Septoprint Konzentrat		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	2	15'	X	TbB: 4% - 15 Min.	
Mundspülbeckenreiniger AF	X	X	X			X	X				X			X			1,0'		
Ultrasuc Super	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X		X	2	5,0'	X		
Ultrasuc Super Cleaner	X									X	X			X	5-10	0,5-2 h			



ANSETZEN DER DESINFEKTIONSLÖSUNGEN:

	0,1%	0,25%	0,5%	1,0%	1,5%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	6,0%
1 l	1 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml
2 l	2 ml	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml
3 l	3 ml	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml
4 l	4 ml	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml
5 l	5 ml	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml
6 l	6 ml	15 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	180 ml	240 ml	300 ml	360 ml
7 l	7 ml	17,5 ml	35 ml	70 ml	105 ml	140 ml	210 ml	280 ml	350 ml	420 ml
8 l	8 ml	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml	480 ml
9 l	9 ml	22,5 ml	45 ml	90 ml	135 ml	180 ml	270 ml	360 ml	450 ml	540 ml
10 l	10 ml	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml

Für die richtige Dosierung soll Ihnen diese Verdünnungstabelle eine Hilfe sein. Die Gesamtmenge der Desinfektionslösung ergibt sich aus der angegebenen Menge an Desinfektionsmittel und der Differenzmenge an Wasser.

Beispiel: Es sollen 2 l einer 1%igen gebrauchsfertigen Instrumenten-Desinfektionslösung hergestellt werden. Wenn Sie hierzu in der Tabelle unter 2 l und 1,0 % nachsehen, finden Sie die Menge 20 ml.

Messen Sie nun diese 20 ml Desinfektionsmittel in einem Messgefäß ab. Geben Sie die 20 ml in die Instrumentenwanne und füllen Sie Wasser bis auf 2 l auf. Auf diese Weise erhalten Sie eine korrekt angesetzte 1%ige gebrauchsfertige Lösung.



ab € 5,90

VAH
gelistet

M+W select HÄNDEDESINFEKTION

2-Propanol 70% (V/V). Bakterizid (inkl. TbB), fungizid. Zul.-Nr. 1599.98.99. Anwendungsgebiet: Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion sowie für Kühllumschläge. Art der Anwendung: Zum Auftragen auf die Haut. Parfüm- und farbstofffrei. Gegenanzeigen: M+W Händedesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden anzuwenden. Hinweis: M+W Händedesinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Gut verschlossen aufbewahren, alkoholhaltig, entzündlich, vor Anwendung elektrischer Geräte gut trocknen lassen, Flammpunkt 24 °C. Einwirkzeiten: Bakterien und Pilze (Candida albicans): Hygienische Händedesinfektion nach VAH und EN 1500: Konz.: 30 sec. Chirurgische Händedesinfektion nach VAH und EN12791: Konz.: 5 min. TbB (Tuberkulose) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz.: 30 sec. Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV): Konz.: 15 sec. Noro-Viren gem. EN 14476: Konz.: 30 sec.

000 764	Spenderflasche, 500 ml	1 Fl.	€ 5,90
000 766	Spenderflasche, 1 l	1 Fl.	€ 8,90
000 767	Kanister, 5 l	1 Kan.	€ 42,50

In Österreich nicht lieferbar.

M+W select WASCHLOTION SOFT

Medizinische Handwaschseife mit Vitaminen und hautfreundlichem pH-Wert. Kein Austrocknen der Hände auch bei häufigem Händewaschen durch rückfettende Wirksubstanzen, Vitamine verleihen der Haut zusätzlich Spannkraft und Pflege. Dermatologisch getestet, angenehm frischer Duft, Farbe blau.

200 745	Spenderflasche, 500 ml	1 Fl.	€ 4,40
200 746	Spenderflasche, 1 l	1 Fl.	€ 6,95
200 748	Kanister, 5 l	1 Kan.	€ 26,90



ab € 4,40

M+W select SENSORSPENDER 1000

Batteriebetriebener Sensorspender für Desinfektionsmittel, Seife und Pflegecreme (mehr als 150.000 Pumphübe pro Batteriesatz). Optional Netzbetrieb möglich. Der Spender ermöglicht die Einhaltung der RKI-Richtlinien bei der Spendernutzung, beim Füllmittelwechsel und der Spenderreinigung. Kompatibel mit fast allen am Markt vorhandenen Verbrauchsmitteln. Für bis zu 1 l EURO-Flaschen. Unkomplizierter Austausch von vorhandenen Spendern durch identische Montagelöcher. Maße (H x B x T): ca. 362 x 112 x 123 mm. Lieferumfang: Batterie-Set, Universal-Schlauchpumpe und Adapter-Set mit Ein- und Ausdreihilfe sowie keimarmen Flaschenbelüftung.

100 785	Sensorspender 1000	1 Stck.	€ 159,00
159 742	Netz-Adapter	1 Stck.	€ 24,00
100 727	Universal-Schlauchdosierpumpe	1 Stck.	€ 7,95
138 386	Flaschenbelüftung, keimarm	1 Stck.	€ 3,90
100 721	Batterie-Set, 3 St.	1 Pckg.	€ 7,20



€ 159,-



€ 51,90

M+W select UNIVERSAL ARMHEBEL-SPENDER

Universeller Desinfektionsmittel- und Seifenspender für 500 ml und 1 l. Stabiler Armhebel für einfaches und sicheres Betätigen mittels Ellenbogen, abschließbare Verschlussplatte und auswechselbare Pumpe für noch mehr Sicherheit bei der täglichen Hygiene. Die Dosiermengen sind flexibel einstellbar. Maße (H x B x T): 31 x 10 x 9 cm (Tiefe inkl. Armhebel 22 cm). Im Lieferumfang ist eine Leerflasche enthalten. Tropfschale ist optional erhältlich – bei Wunsch bitte separat bestellen.

400 523	Universal Armhebelspender	1 Stck.	€ 51,90
400 524	Ersatzpumpe	1 Stck.	€ 8,30
400 521	Tropfschale	1 Stck.	€ 11,90

M+W select SPRÜHDESINFEKTION ALKOHOLFREI

Aldehyd- und alkoholfreie Sprühdesinfektion, gebrauchsfertig. Zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Hand- und Winkelstücke und allen Flächen im medizinischem Bereich, die empfindlich auf Alkohol reagieren, wie z. B. Acrylglas und Kunstlederflächen. Wirksam gegen HBV, HCV, HIV, Inaktivierung von Rotaviren, bakterizide Wirkung und fungizide Wirkung in 1 Minute. Angenehm leichter Limonenduft. Die 750 ml Sprayflasche ist mit einem Duo Spraykopf ausgestattet. Sie können wie gewohnt spraysen, aber auch umstellen auf die Schaumsprühfunktion. Bei dieser Funktion entsteht kein Spraynebel und der Schaum haftet besser auf vertikalen Flächen. VAH gelistet.

	Flasche, 750 ml,		
000 710	mit Duo Sprühkopf	1 Fl.	€ 12,50
000 711	Kanister, 10 l	1 Kan.	€ 69,95

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

ab € 12,50



M+W select SPRÜHDESINFEKTION PLUS

Aldehydfreie Sprüh- und Wischdesinfektion zur Reinigung und Desinfektion von Flächen und medizinischen Gegenständen. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (z. B. Acrylglas, Polster) anwenden. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet. **Es stehen 3 Duftvarianten zur Verfügung:** Plus – neutraler Duft, Plus lemon – leichter Citrusduft, Plus apple – leichter Apfelduft.

Plus:			
200 727	Sprühflasche, 1 l, o. Sprühkopf	1 Fl.	€ 10,60
200 728	Plus: Kanister, 10 l	1 Kan.	€ 63,90
Plus lemon:			
200 729	Sprühflasche, 1 l, o. Sprühkopf	1 Fl.	€ 10,60
200 730	Kanister, 10 l	1 Kan.	€ 63,90
Plus apple:			
200 732	Kanister, 10 l	1 Kan.	€ 63,90
000 749	Sprühkopf einzeln	1 Stck.	€ 4,80

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



M+W select FLÄCHENDESINFEKTION PLUS

Aldehydfreies Konzentrat zur Reinigung von großen Flächen und Inventar im medizinischen und nicht medizinischen Bereich. Angenehmer, leichter Geruch. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet. Nicht als Sprühdeseinfektion und nur gemäß auf dem Etikett angegebenen Konzentrationen verwenden! Hinweise: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

200 734	Kanister, 5 l	1 Kan.	€ 46,90
	ab 2 Kanistern	je Kan.	€ 44,90



ab € 44,90



ab € 3,95

M+W select DESINFZEKTIONSTÜCHER PLUS

Mit alkoholhaltiger Lösung vorgetränkte Tücher (12 x 20 cm) zur Desinfektion und Reinigung von kleinen Flächen und medizinischen Gegenständen. Angenehme, fusselne Tücherqualität. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet, aldehydfrei. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (Acrylglas, Polster) anwenden. **Es stehen 3 Duftvarianten zur Verfügung:** Plus – neutraler Duft, Plus lemon – leichter Citrusduft, Plus apple – leichter Apfelduft.

Dose mit 100 Tüchern:			
200 735	Plus	1 Dose	€ 5,45
200 739	Plus apple	1 Dose	€ 5,45
	ab 3 Dosen	je Dose	€ 4,95
Refill mit 100 Tüchern:			
200 736	Plus	1 Pckg.	€ 4,50
200 738	Plus lemon	1 Pckg.	€ 4,50
200 740	Plus apple	1 Pckg.	€ 4,50
	ab 12 Refills	je Pckg.	€ 3,95

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

M+W select WET WIPES MAXI AF

Alkoholhaltige, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher (20x30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen in angenehm frischen Duft. Die Tücher sind aus einem wertigen, fusselne Vliesmaterial. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), „begrenzt viruzid“ (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

100 766	2 Rollen à 150 Blatt	1 Pckg.	€ 39,90
100 751	Quattro Eimer: mit Depotdeckel gegen Austrocknung, leer	1 Stck.	€ 6,30

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

€ 39,90



M+W select WET WIPES SOFT

Alkohohaltige, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher (28x30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), „begrenzt viruzid“ (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

2 Rollen à 90 Blatt:

100 755 AF (frischer Duft)	1 Pckg.	€ 39,90
100 756 lemon (Limonenduft)	1 Pckg.	€ 39,90
100 757 green apple (Apfelduft)	1 Pckg.	€ 39,90

Quattro Eimer:

mit Depotdeckel gegen

100 751 Austrocknung, leer	1 Stck.	€ 7,90
----------------------------	---------	--------

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



VAH
gelistet

€ 39,90

€ 39,90



M+W select WET WIPES SOFT ALKOHOLFREI

Alkoholfreie, vollviruzide, gebrauchsfertige Tücher (28 x 30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Mit frischem Duft. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), vollviruzid, wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

100 758 2 Rollen à 75 Blatt	1 Pckg.	€ 39,90
-----------------------------	---------	---------

Quattro Eimer:

mit Depotdeckel gegen

100 751 Austrocknung, leer	1 Stck.	€ 7,90
----------------------------	---------	--------

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

M+W select MAXI WIPES

Ungetränkte, weiche Tücher (20 x 30 cm) für die Reinigung von großen Flächen. Die Tücher sind aus einer Mixtur von Polyester und Vlies. Die Strukturierung sorgt für eine gleichmäßige Flüssigkeitsaufnahme und Abgabe. Sehr reißfest und fusselarm. Zur Tränkung empfehlen wir 1 – 1,5 l M+W Sprühdessinfektion.

100 763 Rolle mit 150 Blatt	1 Pckg.	€ 14,90
ab 6 Rollen	je Pckg.	€ 14,20

Quattro Eimer:

mit Depotdeckel gegen

100 751 Austrocknung, leer	1 Stck.	€ 7,90
----------------------------	---------	--------



ab € 14,20



M+W select INSTRUMENTENBAD PLUS

Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von dentalmedizinischen Handinstrumenten und rotierenden Instrumenten. Sehr gute Materialverträglichkeit. Mit Korrosionsschutz. Sehr breites Wirkungsspektrum mit kurzer Einwirkzeit (1,5% 15 Min., 1% 60 Min.), VAH gelistet. Auch für die Anwendung im Ultraschall geeignet, angenehmer Geruch.

200 723	Flasche, 2 l	1 Fl.	€ 34,60
200 724	Kanister, 10 l	1 Kan.	€ 116,50

M+W select BOHRERBAD PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von zahnärztlichen, rotierenden Instrumenten. Nicht geeignet für Carborundsteine, Polierer, Kunststoff- und Aluminiumteile. Sehr breites Wirkungsspektrum bei kurzer Einwirkzeit von 5 Min., VAH-gelistet.

200 720	Flasche, 2 l	1 Fl.	€ 13,80
	ab 2 Flaschen	je Fl.	€ 12,80
200 722	Kanister, 5 l	1 Kan.	€ 29,90
200 721	Kanister, 10 l	1 Kan.	€ 56,40

M+W select INSTRUMENTENWANNEN

3 l:
kpl. mit Siebeinsatz und Deckel,
hitzebeständig bis 60 °C,
000 761 Maße: H 12 x B 32 x T 21 cm 1 Stck. € 38,90

5 l:
kpl. mit Siebeinsatz und Deckel,
hitzebeständig bis 60 °C,
000 760 Maße: H 15 x B 39,5 x T 26 cm 1 Stck. € 58,90



M+W select MUNDSPÜLBECKEN-REINIGER AF

Gebrauchsfertige Lösung zur gründlichen Reinigung und Desinfektion der Mundspülbecken in praktischer Spritzflasche. Entfernt Blut, Kalk, Rückstände von Plaquefärbemitteln sowie Abformmaterialien und sonstige Rückstände und deckt dabei ein umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien und Pilze ab.

100 732	Flasche, 750 ml	1 Fl.	€ 9,90
	ab 6 Flaschen	je Fl.	€ 8,90



M+W select ULTRASUC SUPER

Aldehyd-, phenol- und chlorfreies Desinfektions- und Reinigungskonzentrat für dentale Absauganlagen aller Art auf der Basis von Quartären Amoniumverbindungen (QAVs). Für Anlagen mit und ohne Amalgamabscheider. Schaumarm und desodorierend. Entspricht den gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit nach TRGS 525/540. Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. Tbc), fungizid, begrenzt viruzid (HBV, HCV, HIV), Einwirkzeit nach VAH/DGHM 2% – 5 Min. Farbe: klar.

000 787	Kanister, 5 l	1 Kan.	€ 38,40
	ab 3 Kanistern	je Kan.	€ 36,40

ab € 19,50



ab € 36,40



M+W select ULTRASUC SUPER CLEANER

Hochwirksames Zusatzreinigungskonzentrat zur gründlichen Reinigung von Absauganlagen und Amalgamabscheidern. Löst hartnäckige Ablagerungen, Verkrustungen, Verschmutzungen durch Eiweiß usw. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung von Pulverstrahlgeräten, bei der Reinigung von Abflussleitungen, bei problematischem Leitungswasser oder Abwasserleitungen mit ungünstigem Gefälle. Wöchentliche Anwendung 5 – 10%, Einwirkzeit ca. 0,5 – 2 Stunden.

000 779	Flasche, 2 l	1 Fl.	€ 20,50
	ab 4 Flaschen	je Fl.	€ 19,50



ab € 47,90

M+W select SEPTOPRINT PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion aller zahnärztlichen Abformmaterialien. Sehr gute Materialverträglichkeit und sehr breites Wirkungsspektrum bei einer Einwirkzeit von nur 1 Minute, VAH-gelistet.

200 725	Kanister, 5 l	1 Kan.	€ 48,90
	ab 2 Kanistern	je Kan.	€ 47,90

Dosierpumpe
f. 2 l, 5 l und 10 l, per Hub 20 ml
(Schlauch kann entsprechend
zugeschnitten werden)

000 770		1 Stck.	€ 8,95
---------	--	---------	--------

M+W select SEPTOPRINT KONZENTRAT

Konzentrat für die Desinfektion von allen gängigen Abformmaterialien wie A-/C-Silikone, Hydrocolloide, Alginate, Polyether sowie Zahnersatz. Besonders ergiebig, mit 1 l Konzentrat können 50 l Desinfektionslösung angesetzt werden. Dabei wirkt M+W Septoprint Konzentrat bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV) bei einer Einwirkzeit von 15 Minuten – 2%. Abformung vor dem Ausgießen mit klarem Wasser abspülen. Farbe grün, mit angenehmem Blumenduft.

100 725	Dosierflasche, 1 l	1 Fl.	€ 29,50
---------	--------------------	-------	---------



€ 29,50



M+W select DOSIER- UND ARBEITSHILFEN

000 770	Dosierpumpe (1.) f. 2 l, 5 l und 10 l, per Hub 20 ml (Schlauch kann entsprechend zugeschnitten werden)	1 Stck.	€ 8,95
000 798	Dosierpumpe für 500 ml- und 1 l-Flaschen (2.)	1 Stck.	€ 4,20
000 771	Kanisterschlüssel f. 5 l und 10 l (3.)	1 Stck.	€ 3,75
000 772	Kanisterhahn f. 5 l und 10 l (4.)	1 Stck.	€ 8,50

**M+W select ETIKETT FÜR
GEBRAUCHTE KANISTER**

In vielen Praxen gibt man verbrauchte Chemikalien in leere Kanister, um sie später zu entsorgen. Dabei kommt es leicht zu Verwechslungen. D. h. Etikett und tatsächlicher Inhalt stimmen nicht mehr überein. Mit dem M+W Aufkleber »Achtung neuer Inhalt« gibt es keine Verwechslungen mehr!

098 047	»Achtung neuer Inhalt« Aufkleber	1 Stck.	kostenlos
---------	-------------------------------------	---------	-----------



M+W select NITRIL ARBEITSHANDSCHUH

Flockgefütterter Nitril Arbeitshandschuh für den Schutz im sterilen Bereich während der Instrumentenaufbereitung. Der lange Schaft schützt Hände und Arme. Paarweise verpackt.

400 705	S	1 Paar	€ 3,60
400 706	M	1 Paar	€ 3,60
	ab 5 Paar einer Größe		€ 3,20



M+W select STERILISIERZANGE

Länge 20 cm.


040 687	Sterilisierzange	1 Stck.	€ 40,90
---------	------------------	---------	---------



M+W select KLASSE 5 INDIKATOR

Indikator zur Kontrolle während des Sterilisationsprozesses im Autoklaven gem. EN ISO 11140-1.

200 702 100 Tests (ohne Prüfleiste) 1 Pckg. € 25,90



€ 25,90



€ 138,90

M+W select HELIXCONTROL

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven zur Überprüfung der Luftentfernung aus Hohlkörperinstrumenten nach EN 867-5. Das Set enthält 300 Teststreifen Klasse D nach EN 867-1, ein Chargenkontrollblatt und einen Prüfkörper gem. DIN 58.948PP.

100 780 300 Teststreifen, 1 Prüfkörper 1 Pckg. € 138,90

M+W select HELIXCONTROL PRO

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven nach EN 867-5 zur Überprüfung der vollständigen Luftentfernung aus Hohlkörperinstrumenten. Der Prüfkörper ist aus Metall gefertigt und hält somit den starken Temperaturen im Autoklaven dauerhaft stand. Lediglich die Teststreifen müssen ausgetauscht werden. Umweltfreundlich, da der Prüfkörper dauerhaft benutzt wird und nur die Indikatoren ausgetauscht werden.

Set: 1,5 m Schlauch mit Metallklammer, Teflonträger für Indikatorstreifen,

100 777 50 Indikatorstreifen 1 Pckg. € 89,00



€ 89,-

M+W select ETIKETTIERER

Etikettiersystem für die Dokumentation auf Sterilgutverpackungen und anschließender Dokumentation in der Patientenakte durch Sandwichetikett. Auf dem Label werden folgende Daten aufgedruckt: Personalname oder Personalnummer (5-stellig), Charge bzw. Zyklusnummer (7-stellig), Sterilisationsdatum, Ablaufdatum der Sterilität. Bitte Etiketten mitbestellen, im Lieferumfang sind keine Etiketten enthalten.

200 710	Etikettierer	1 Stck.	€ 179,00
200 711	Sandwichetiketten, 4 Rollen à 500 Stck.	1 Pckg.	€ 31,90
200 712	Farbwalze	1 Stck.	€ 16,90



€ 179,-

M+W select SEAL TEST

Siegelnaht-Test zur täglichen Überprüfung der Funktion Ihres Foliensiegelgerätes gemäß EN ISO 11607-2.

Heftchenpackung mit 100 Teststreifen 1 Pckg. € 36,90



€ 36,90



€ 33,90

M+W select INKTEST EASY

Siegelnahtfestigkeitstest zur Routineüberprüfung gemäß ISO 11607-1 Anhang B sowie ASTM F1929. Durch die neue Darreichungsform im flachen Beutel jetzt noch einfachere Handhabung und gleichmäßigerer Austritt der Flüssigkeit. Unregelmäßigkeiten in den Schweißnähten werden unmittelbar nach Entleeren des Beutels sichtbar. Für eine saubere und sichere Aufbewahrung sorgt die hochwertige Alubox.

500 701 Box mit 30 x 3 ml Testbeutel 1 Pckg. € 33,90

M+W select WASHTEST

Test zur Überprüfung der Desinfektions- und Reinigungsleistung des Thermodesinfektors. Auf dem Prüfkörper befindet sich ein spezieller Indikator, der während des Spülvorgangs ausgewaschen wird. Anhand des Tests ist die Leistung der Spülarne erkennbar und ob eine Über- oder Unterdosierung der Chemikalien vorliegt. Mit Hilfe einer aus Edelstahl gefertigten Prüfleiste (mehrfach verwendbar) wird der Wash Test dem ersten Spülgang am Tag beigelegt. Somit stellen Sie einen validierten Prozess für Ihren Thermodesinfektor sicher.

200 704 100 Tests (ohne Prüfleiste) 1 Pckg. € 188,90

200 705 Prüfleiste aus Edelstahl 1 Stck. € 59,90



€ 188,90



M+W select BOWIE&DICK TEST

Einmal-Test für die Überprüfung der Dampfdurchdringung während des Sterilisationsprozess in einem B-Klasse Autoklaven gem. EN ISO 11140-4. Für die normenkonforme Dokumentation ist der Test mit Beschriftungsfeldern vorgesehen.

200 700 Bowie&Dick Test 1 Pckg. € 5,20

ab 10 Pckgn. je Pckg. € 4,60

ab 20 Pckgn. je Pckg. € 3,99

ab € 3,99



» € 28,90

M+W select SCHUTZSCHILD 701

Schutzschild aus beschlagabweisendem Kunststoff und mit verstellbarem Elastikband. Kippbar, lässt sich über die meisten Korrekturbrillen und Schutzmasken tragen und wiegt nur 90 g. 99% UV-Schutz.

100 070	Schutzschild 701	1 Stck.	€ 28,90
100 071	Ersatzscheiben, 5 Stck.	1 Pckg.	€ 59,90

M+W select SCHUTZSCHILD LIGHT

Schutzschild für optimalen Gesichtsschutz gegen spritzende Flüssigkeiten, Staub und andere Partikel, die zu Verletzungen führen können. Sehr leicht für einen angenehmen Tragekomfort, einfache Reinigung mit einer Seifenlösung.

1 Gestell, 10 Gesichtsschutzschilde:

100 076	transparent	1 Pckg.	€ 27,50
100 077	pink transparent	1 Pckg.	€ 27,50
100 078	grün transparent	1 Pckg.	€ 27,50



» € 27,50



M+W select AUGENSCHUTZSCHILD LIGHT

Schutzschild für optimalen Schutz der Augenpartie gegen Staub, spritzende Flüssigkeiten und andere Partikel, die zu Verletzungen führen können. Sehr leicht, daher angenehmer Tragekomfort. Reinigung mit Seifenlösung möglich.

je 1 Gestell dunkelblau,
gelb, schwarz, pink, mint,

100 079	20 Schutzschilde	1 Pckg.	€ 29,90
---------	------------------	---------	---------

» € 29,90

 SCHUTZBRILLE ERGOFIT

Schutzbrille mit besonderer Geometrie. Der Aufbau basiert nur auf einer zentralen Verbindung im Mittelteil der Scheibe. Durch diese Besonderheit entsteht eine außergewöhnliche Trageverbindung zwischen Rahmen und Gesicht. So werden Druckpunkte im Gesicht minimiert ohne Einschränkung der Schutzleistung. Die patentierte UD Hochleistungs-Technologie bietet zusätzlich eine hervorragende Beständigkeit gegen Kratzer und optimale Anti-Beschlagwirkung.

100 082 klar 1 Stck. € 15,90



ab € 15,90



ab € 19,90

 SCHUTZBRILLE SOFTPAD

Schutzbrille, die als Überbrille zu Ihrer Korrekturbrille getragen werden kann. Dank der SoftPad-Technologie wird ein ergonomischer, komfortabler und stabiler Tragekomfort gewährleistet, dabei ist der Bügel individuell in der Länge verstellbar. Die Brillenscheiben sind mit einer Anti-Kratz-Beschichtung versehen, um die Scheiben vor Kratzern und Verschleiß zu schützen. Die spezielle Anti-Beschlag-Beschichtung sorgt für eine klare Sicht auch bei schwierigen Verhältnissen. Gewicht je Brille ca. 37 g. Die Brille mit orangefarbener Schutzscheibe schützt zusätzlich vor dem Blaulicht der Polymerisationslampen.

Fassung: grau/schwarz/grün,
100 080 Scheibe: klar 1 Stck. € 19,90

Fassung: schwarz/orange,
100 081 Scheibe: orange 1 Stck. € 24,90

 SCHUTZBRILLE LIGHT

Sehr leichte Schutzbrille (nur 22 g) mit einer speziellen Anti-Fog und Anti-Scratch Beschichtung für eine noch längere Lebensdauer. Die Bügel, mit Gummieinlage für einen hohen Tragekomfort, sind in der Länge und Neigung verstellbar. Der Nasensteg ist ebenfalls verstellbar und aus einem weichen Silikon gefertigt, um Druckstellen bei längeren Sitzungen zu vermeiden. UV Schutz gem. EN 166 und EN 170.

100 087 Bügel weiß/grün 1 Stck. € 12,50

100 088 Bügel weiß/pink 1 Stck. € 12,50



€ 12,50



€ 21,90

 SCHUTZBRILLE LIGHT ORANGE

Die leichte Schutzbrille (nur 25 g) bietet einen hohen Tragekomfort. Die Nasenbrücke aus weichem, rutschfestem Silikon und das weiche Endteil verhindern Druckstellen. Sie besteht aus kratzfestem Polycarbonat, ist beschlagfrei, hat einen UV Schutz von 99% und schützt die Augen zusätzlich vor dem Blaulicht der Polymerisationsgeräte.

100 068 light orange 1 Stck. € 21,90

 SCHUTZBRILLE

41 g leichte Schutzbrille mit seitlichen Luftschlitzen. Kann über Korrekturbrillen getragen werden, die Bügel sind längenverstellbar. 99% UV-Schutz.

100 072 transparent 1 Stck. € 10,90



€ 10,90

FG-DIAMANTEN BOX

M+W FG-Diamanten überzeugen durch ihre extrem hohe Bruchfestigkeit, effiziente Schneidleistung und lange Standzeiten. Durch das spezielle Triton™ Beschichtungsverfahren wird eine überragende, dauerhafte Diamantenbindung erzeugt, die eine scharfe und glatte Schneidfähigkeit verstärkt. Die unlösbare ISO-Farbmarkierung verhindert Verwechslungsmöglichkeiten. Computergesteuerte Fertigungsverfahren und 100%ige Qualitätskontrollen nach neuesten Richtlinien machen die M+W FG-Diamanten zu einem absolut sicheren und hochwertigen Instrument für den täglichen Einsatz. Die Instrumente sind in einer farbigen Box verpackt – entsprechend der jeweiligen ISO-Farbmarkierung. Die stabile Box sorgt für eine hygienische, sichere Aufbewahrung.

Internationale Farbcodierung

schwarzer Ring	x-grob	151-181 µm	XC	Grobes Vorschleifen
grüner Ring	grob	150 µm	C	Vorschleifen
blauer Ring	mittel	107-125 µm	M	Universelles Schleifen
roter Ring	fein	64 µm	F	Glätten
gelber Ring	extrafein	30-38 µm	SF	Vorfinieren
weißer Ring	ultrafein	20 µm	UF	Endfinieren und Glätten
Pckg. mit 5 Stck.		Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3
1 Pckg.		€ 9,95	€ 12,30	€ 16,30

FG-Schaft, 5 Stck.
Kavitätenkugel

Figur Größe	801 009	801 010	801 012	801 014	801 016	801 018	801 021	801 023	802 014	802 017
x-grob	-	-	-	400 843	-	-	-	-	-	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
grob	-	-	-	300 821	-	-	-	-	-	-
mittel	300 818	300 819	300 820	300 822	300 823	300 824	300 825	-	300 827	300 828
extrafein	-	-	-	-	-	-	-	300 826	-	-
ultrafein	-	-	-	-	-	-	-	400 848	-	-
Preisgruppe	1	1	1	1	2	2	3	3	1	2

Maximale Drehzahlen

ISO-Gr. 1/10 mm	Maximal UpM
007-010	450.000
012-014	450.000
016-018	450.000
021-023	300.000
025-027	160.000
029-031	140.000
033-040	120.000

FG-Schaft, 5 Stck.
Kegel umgekehrt, kurz

Figur Größe	805 009	805 010	805 012	805 014	806 012	806 014
mittel	300 829	300 832	300 830	300 831	300 834	300 833
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1

FG-Schaft, 5 Stck.
Kegel umgekehrt, lang

Figur Größe	807 013	807 015
mittel	300 835	300 836
Preisgruppe	1	2

FG-Schaft, 5 Stck.
Diabolo

Figur Größe	813 012	813 014	813 016
mittel	300 837	300 838	300 839
Preisgruppe	1	1	2

FG-Schaft, 5 Stck.
Birne

Figur Größe	830R 009	830R 012	830R 016	830L 012	830L 014	830L 016
grob	-	300 841	-	300 844	300 846	-
mittel	300 840	300 843	300 842	300 845	300 847	300 848
Preisgruppe	1	1	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stck.
Rad

Figur Größe	909 036
mittel	300 898
Preisgruppe	3

FG-Schaft, 5 Stck.
Zylinder kurz

Figur Größe	835 008	835 010	835 012	835 014	835KR 010	835KR 012
x-grob	-	400 844	-	-	-	-
Preisgruppe	-	3	-	-	-	-
grob	-	300 850	-	-	-	-
mittel	300 849	300 851	300 852	300 853	300 854	300 855
fein	-	-	-	-	-	-
extrafein	-	-	-	-	-	-
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1

FG-Schaft, 5 Stck.
Zylinder

Figur Größe	836 010	836 012	837 010	837 012	837 014
x-grob	-	-	-	400 841	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-
grob	-	-	-	300 860	-
mittel	300 856	300 857	300 858	300 861	300 863
fein	-	-	-	-	300 862
extrafein	-	-	-	300 859	-
Preisgruppe	2	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stck.	Zylinder rund		Zylinder spitz	
Figur Größe	881 010	881 012	885 010	885 012
x-grob	-	-	-	400 845
Preisgruppe	-	-	-	3
grob	-	-	-	300 896
mittel	300 892	300 893	300 894	300 897
fein	-	-	-	300 895
extrafein	-	-	-	-
Preisgruppe	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stck.	Torpedo				
Figur Größe	878 012	879 010	879 012	879 014	879 016
x-grob	-	-	-	400 840	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-
grob	-	-	300 886	300 889	-
mittel	300 883	300 884	300 887	300 890	300 891
fein	-	-	300 885	300 888	-
extrafein	-	-	-	-	-
Preisgruppe	2	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stck.	Flamme		
Figur Größe	862 012	863 012	863 014
x-grob	-	-	400 842
Preisgruppe	-	-	3
grob	-	-	300 880
mittel	-	300 877	300 881
fein	-	300 876	300 879
extrafein	300 875	300 878	300 882
Preisgruppe	2	2	2
ultrafein	400 849	-	400 847
Preisgruppe	3	-	3

FG-Schaft, 5 Stck.	Konus flach		Konus rund	
Figur Größe	848 014	848 016	850 012	850 014
mittel	300 864	300 865	300 866	300 867
Preisgruppe	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stck.	Separierer				
Figur Größe	859 010	859 012	859 014	859 016	859 018
mittel	300 868	300 870	300 871	300 873	-
extrafein	300 869	-	300 872	-	300 874
Preisgruppe	2	2	2	2	2

ab € 8,65

FG-Schaft, 5 Stck.	Knospe			Eiform
Figur Größe	368 016	368 018	368 023	379 023
mittel	300 811	300 813	300 815	-
fein	300 810	-	300 814	-
extrafein	300 812	-	300 816	300 817
Preisgruppe	2	2	3	3
ultrafein	400 850	-	400 846	-
Preisgruppe	3	-	3	-



M+W select BOHRERSTÄNDER

Für 8 FG-Bohrer und 4 Winkelstückbohrer. 7,6 cm lang, 3,6 cm hoch, farbcodierter Kunststoff, autoklavierbar bis 121 °C, für Thermo-desinfektor geeignet.

000 617	blau	1 Stck.	€ 9,60
000 618	gelb	1 Stck.	€ 9,60
000 619	grün	1 Stck.	€ 9,60
	ab 3 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 8,90



ab € 8,90

M+W select BOHRERBÜRSTE

059 845	Messing (1.)	1 Stck.	€ 2,10
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 1,90
178 800	Nylon (2.)	1 Stck.	€ 2,20
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 1,90



ab € 1,90



 SUPERLITE COLOR PEN

Hochleistungs-LED Polymerisationslampe mit einer Leistung von bis zu 1.100 mW/cm². Das Handstück ist aus einem robusten Kunststoff gefertigt, dadurch ist die Lampe extrem leicht. Einfache und fehlerfreie Bedienung durch 1-Knopf-Bedienung. Das Laden des Gerätes erfolgt über ein Ladekabel, somit kann auch während des Ladens polymerisiert werden. Mit geladenem Akku ist eine Belichtungszeit von 2.000 Sekunden möglich. Die Polymerisationszeiten lassen sich in 10er Schritten einstellen. Für extrem pulpennahes Arbeiten steht der Lichtleiter Spezial zur Verfügung. Durch Verwendung dieses Lichtleiters wird die Austrittsleistung um ca. 30% reduziert.

Technische Daten:

- Ø Lichtleiter: 8 mm
- Lichtintensität: bis 1.100 mW/cm²
- Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm
- Gewicht Handstück: 100 g
- Akku: Li-Ion Batterie (800 mAh)
- Garantie: Lampe 24 Monate / Akku 6 Monate / Lichtleiter keine Garantie

**1 Handstück mit eingebautem Akku,
1 Lichtleiter 8 mm, 1 Blendschutzschild,
1 Ladekabel, 1 Wandhalter aus Kunststoff:**

200 000	weiß	1 Pckg.	€ 185,00
200 001	orange	1 Pckg.	€ 185,00
200 002	lichtgrün	1 Pckg.	€ 185,00
200 003	blau	1 Pckg.	€ 185,00
200 004	lila	1 Pckg.	€ 185,00
200 005	rosa	1 Pckg.	€ 185,00
200 006	grau	1 Pckg.	€ 185,00

Ersatz-Akku:

200 007	weiß	1 Stck.	€ 59,00
200 008	orange	1 Stck.	€ 59,00
200 009	lichtgrün	1 Stck.	€ 59,00
200 010	blau	1 Stck.	€ 59,00
200 011	lila	1 Stck.	€ 59,00
200 012	rosa	1 Stck.	€ 59,00
200 013	grau	1 Stck.	€ 59,00
100 048	Lichtleiter, 8 mm	1 Stck.	€ 57,50
100 043	Lichtleiter spezial	1 Stck.	€ 61,90

 SUPERLITE POWER PEN

Akkubetriebene LED-Polymerisationslampe mit einer Leistung bis zu 1.100 mW/cm². Einfache und fehlerfreie Bedienung durch 1-Knopf-Bedienung. Auch während des Ladevorgangs kann dank des Ladekabels polymerisiert werden. Ein lästiges Warten bis zum Aufladen entfällt und der Arbeitsablauf wird nicht gestört. Mit aufgeladenem Akku ist eine Belichtungszeit von 2.000 Sekunden möglich. Die Polymerisationszeiten lassen sich in 10er Schritten einstellen. Für extrem pulpennahes Arbeiten steht der Lichtleiter Spezial zur Verfügung. Durch Verwendung dieses Lichtleiters wird die Austrittsleistung um ca. 30% reduziert.

Technische Daten:

- Ø Lichtleiter: 8 mm
- Lichtintensität: bis zu 1.100 mW/cm²
- Wellenlängenbereich: 410 nm bis 490 nm
- Gewicht Handstück: 100 g,
- Länge Handstück ohne Lichtleiter: 148 mm
- DØ Handstück: max. 25 mm
- Akku: Li-Ionen Batterie (800 mAh)
- Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

**1 Handstück mit eingebautem Akku,
1 Ladekabel, 1 Lichtleiter 8 mm, 1 Blend-
schutzschild, 1 Handteilhalter (Kunststoff):**

200 025	silber	1 Pckg.	€ 229,00
200 026	weiß	1 Pckg.	€ 229,00
200 027	schwarz	1 Pckg.	€ 229,00

Handteilhalter (Kunststoff):

200 028	silber	1 Stck.	€ 35,00
200 029	weiß	1 Stck.	€ 35,00
200 030	schwarz	1 Stck.	€ 35,00

Akku:

100 091	silber	1 Stck.	€ 81,00
100 035	weiß	1 Stck.	€ 81,00
100 036	schwarz	1 Stck.	€ 81,00
100 092	Ladekabel	1 Stck.	€ 45,80
100 048	Lichtleiter, 8 mm	1 Stck.	€ 57,50
100 043	Lichtleiter spezial	1 Stck.	€ 61,90
100 094	Lichtschutzkappe grau, autoklavierbar bis 134 °C	1 Stck.	€ 2,25



€ 185,-



€ 229,-

MW select SUPERLITE 1300

Akkubetriebene LED-Polymerisationslampe für die Aushärtung lichthärtender Werkstoffe in der Zahnarztpraxis. Einfache und übersichtliche Bedienung.

Es stehen 4 verschiedene Modi zur Verfügung:

Ramp: innerhalb der ersten 3 Sekunden Anstieg der Leistung von 0% auf 100% (Zeiteinstellung: 10, 20 oder 30 Sek.).

Long: Spezialmodus für langes Arbeiten, z. B. Bleaching, 9 Minuten bei 100% Leistung. (Zeiteinstellung: 9 Min., Signalton jede Minute).

Fast: ab der ersten Sekunde 100% Leistung. (Zeiteinstellung: 10 Sek.).

Pulse: 0,75 Sek. volle Leistung, danach 0,25 Sek. Pause. Reduziert den Polymerisationsstress des Composites. (Zeiteinstellung: 10, 20 oder 30 Sek.).

Der voll aufgeladene Akku hält bis zu 4.000 Belichtungszyklen. Der optional erhältliche Bleaching Lightguide ermöglicht ein Belichten von 13 bis 23 in einem einzigen Schritt. Für extrem pulpenahes Arbeiten steht der Lichtleiter Spezial zur Verfügung. Durch Verwendung dieses Lichtleiters wird die Austrittsleistung um ca. 30% reduziert.

Technische Daten:

Ø Lichtleiter: 8 mm

Lichtintensität: max. 1.300 mW

Wellenlängenbereich: 430 – 490 nm

Gewicht Ladegerät: 560 g

Gewicht Handstück: 245 g (inkl. Akku und Lichtleiter)

Länge Handstück: 196 mm (inklusive Lichtleiter)

Abmessung Ladestation (L x B x H): 180 x 130 x 66 mm

Akku: Li-Ion 2200 mAh, 3,7 V

Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

100 045	Superlite 1300	1 Stck.	€ 345,00
100 046	Bleaching Lightguide	1 Stck.	€ 59,50
100 047	Akku	1 Stck.	€ 73,90
100 048	Lichtleiter 8 mm	1 Stck.	€ 57,50
100 043	Lichtleiter spezial	1 Stck.	€ 61,90
100 049	Netzkabel	1 Stck.	€ 45,80



MW select SUPERLITE 1100/1400 ZUBEHÖR

Standardlichtleiter 8 mm (ohne Abb.)

100 022 für Superlite 1100 1 Stck. € 56,50

Lichtschutzschild (2.)

100 023 für Superlite 1100 1 Stck. € 12,90

Li-Ionen-Akku (ohne Abb.)

(3,7V, 2200mAh)

100 021 für Superlite 1100 1 Stck. € 37,90

Turbo Lichtleiter (4.)

000 073 für Superlite 1400 1 Stck. € 169,00

2 € 12,90



4 € 169,-

MW select KAPSELMISCHER

Universalmischgerät zum Anmischen aller handelsüblichen Kapseltypen. Im Sekundenschritt kann die Zeit frei gewählt werden, es stehen 10 Speicherplätze zur Verfügung. Der Mischer arbeitet leise bei minimalen Vibrationen und beschleunigt sofort von 0 auf 4.200 U/Min. Das LED-Display ist einfach und übersichtlich gestaltet. Garantie 2 Jahre.

200 020 Kapselmischer 1 Stck. € 299,00



€ 299,-

M+W select PRIME LINE TURBINE

Titanbeschichtete Außenhülle
 350.000 U/min
 Lautstärke: max. 55 dB
 Licht: 40.000 Lux
 Leistung: 25 Watt
 4-fach Spray, Keramikugellager und Hartmetallspannzange
 Gewicht: 69 g
 Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm
 Thermodesinfizierbar und autoklavierbar
 Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverlängerung auf die Arbeitszeit. Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen.

200 040	HP21KL für Multiflex Kupplung (1.)	1 Stck.	€ 695,00
200 041	HP21NL für NSK Kupplung (2.)	1 Stck.	€ 695,00
200 042	HP21SL für Sirona Kupplung (3.)	1 Stck.	€ 695,00
200 043	HP21WL für W&H Kupplung (4.)	1 Stck.	€ 695,00



M+W select ECO LINE TURBINE

Chrombeschichtete Oberfläche
 320.000 U/min
 Lautstärke: max. 62 dB
 Ausleuchtung über einen Glasfaserlichtstab
 Leistung: 24 Watt
 4-fach Spray, Keramikugellager
 Gewicht: 63 g
 Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm
 Garantie 18 Monate + weitere 12 Monate Garantieverlängerung auf die Arbeitszeit. Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen.

200 045	HE21KL für Multiflex Kupplung (1.)	1 Stck.	€ 395,00
200 046	HE21NL für NSK Kupplung (2.)	1 Stck.	€ 395,00
200 047	HE21SL für Sirona Kupplung (3.)	1 Stck.	€ 395,00
200 048	HE21WL für W&H Kupplung (4.)	1 Stck.	€ 395,00



M+W select LED SCHNELLKUPPLUNG

Lichtgeführte Schnellkupplung für den Betrieb von KaVo Turbinen oder Turbinen mit KaVo Anschluss. Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverlängerung auf die Arbeitszeit. Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen.

ohne Wasserregulierung:

200 060	KaVo QC6016K 6-Loch (1.)	1 Stck.	€ 169,00
200 063	NSK QC6016NT 6-Loch (4.)	1 Stck.	€ 126,00

mit Wasserregulierung:

200 061	KaVo QC6016KW 6-Loch (2.)	1 Stck.	€ 189,00
200 062	Sirona QC6016SW 6-Loch (3.)	1 Stck.	€ 189,00



M+W select WINKELSTÜCKKOPF

Winkelstückköpfe aus deutscher Fertigung passend für KaVo Masterserie und Intraserie. Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverlängerung auf die Arbeitszeit. Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen.

200 055	LCH11 blauer Punkt (1.), Übertragung 1:1	1 Stck.	€ 185,00
200 056	LCH21 grüner Punkt (2.), Untersetzung 2:1	1 Stck.	€ 185,00





ECO LINE HAND- UND WINKELSTÜCKE

Glasablichtleiter (40.000 Lux) mit glatter, chrombeschichteter Außenhülle. Thermodesinfizierbar und autoklavierbar. Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverlängerung auf die Arbeitszeit. Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen.

ECO LINE Winkelstücke mit Licht:

200 050 LE15L rot, Übersetzung 1:5, FG-Schaft, 200.000 U/min, 3-fach Spray (1.) 1 Stck. € 595,00

200 051 LE11L blau, Übertragung 1:1, WST-Schaft, 40.000 U/min., einzelne Sprühöffnung (2.) 1 Stck. € 395,00

200 052 LE21L grün, Untersetzung 2:1, Unterteil blauer Ring, Kopf grüner Punkt, WST-Schaft, 20.000 U/min., einzelne Sprühöffnung (3.) 1 Stck. € 395,00

ECO LINE Handstück ohne Licht:

200 053 LE01 blau, Übertragung 1:1, HP Fräser, 40.000 U/min., einzelne Sprühöffnung (4.) 1 Stck. € 250,00



ab € 15,95



UNIVERSALSPRAY

Pflegespray für Turbinen-, Hand- und Winkelstücke.

037 712 Dose, 500 ml 1 Dose € 17,50
ab 6 Dosen je Dose € 16,90

100 704 Universaladapter (1.) für Intramatic-Anschluss aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C 1 Stck. € 7,10

100 705 Adapter Z (2.) Zusatzadapter für Winkelstückköpfe aus Kunststoff 1 Stck. € 3,10

100 706 Turbinenadapter (3.) für W+H-Turbinen, aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C 1 Stck. € 7,10

100 707 Turbinenadapter (4.) für KaVo-Turbinen (Multiflex-Anschluss) aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C 1 Stck. € 7,10



T-ÖLSPRAY

Zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen.

100 703 Dose, 250 ml 1 Dose € 20,50
ab 6 Dosen je Dose € 19,90

ab € 19,90





KOMFORT ZAHNBÜRSTE

Mit ergonomischem, rutschfestem Gummigriff und flexiblen Hals. Weiche Außen-Stimulatoren massieren sanft das Zahnfleisch.

200 847 Komfort Zahnbürste	1 Stck.	€ 1,19
ab 12 Stck.	je Stck.	€ 1,09
ab 24 Stck.	je Stck.	€ 0,99



ab € 0,99



KINDERZAHNBÜRSTE

Kinderzahnbürste mit kindgerechtem Griff für einen sicheren Halt. Weiche Borsten für eine schonende und gründliche Reinigung.

200 845 grün	1 Stck.	€ 0,49
200 846 pink	1 Stck.	€ 0,49
ab 10 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 0,45



ab € 0,45



ZAHNBÜRSTE

Zahnbürste mit integriertem Zungenreiniger auf der Kopfrückseite. Das schräg stehende Borstenfeld sorgt für eine gründliche Reinigung auch in schwer zugänglichen Bereichen. Der gepolsterte und ergonomisch geformte Griff gewährleistet einen sicheren Halt.

059 810 grün	1 Stck.	€ 1,09
059 811 blau	1 Stck.	€ 1,09
059 812 pink	1 Stck.	€ 1,09
059 813 gelb	1 Stck.	€ 1,09
ab 12 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 0,99
ab 24 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 0,89



ab € 0,89



EINMALZAHNBÜRSTE ULTRAFRESH

3-reihige Einmalzahnbürste mit Zahnpasta imprägniert, schlanker ovaler Bürstenkopf. Einzeln verpackt.

100 Stck.:		
400 820 dunkelblau	1 Pckg.	€ 13,95
400 821 grün	1 Pckg.	€ 13,95
400 822 orange	1 Pckg.	€ 13,95
Mix, sortiert in den Farben		
400 825 blau, orange, gelb, grün	1 Pckg.	€ 14,50
ab 3 Pckgn. einer Variante	je Pckg.	€ 13,95
ab 5 Pckgn. einer Variante	je Pckg.	€ 13,50



ab € 13,50

M+W select EINBÜSCHELBÜRSTE

Mit spitz zulaufenden Borsten für die optimale Pflege von schwer erreichbaren Stellen, zur Pflege des Zahnfleischrandes, für sehr große Zahnzwischenräume, bei Zahnfehlstellungen, für Zahnersatz und Brackets.

200 849	Einbüschelbürste	1 Stck.	€ 1,20
	ab 12 Stck.	je Stck.	€ 1,09



ab € 1,09

M+W select INTERDENTALREINIGER

Eigenschaften: Spiralbürsten mit Drahtgriff zur Reinigung von Zahnzwischenräumen.

005 858	schmal, Ø 2 mm, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 3,10
005 859	mittel, Ø 4 mm, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 3,10
005 860	breit, Ø 6 mm, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 3,10
	ab 10 Pckg.	1 Pckg.	€ 2,90
	ab 20 Pckg.	1 Pckg.	€ 2,70



ab € 2,70

M+W select INTERDENTALBÜRSTEN

Zur Reinigung der Zahnzwischenräume, Nylon. Der praktische Kunststoffhalter erleichtert das Handling der Interdentalbürsten, die Bürsten werden einfach eingeklemmt, nicht autoklavierbar.

zylindrisch, 10 Stck.:

000 865	rot, Ø 2,2 mm	1 Pckg.	€ 2,50
000 866	blau, Ø 2,8 mm	1 Pckg.	€ 2,50

konisch, 10 Stck.:


000 867	rot, Ø 2,2 – 4 mm	1 Pckg.	€ 2,50
000 868	blau, Ø 3 – 6 mm	1 Pckg.	€ 2,50
	ab 10 Pckgn. einer Ausführung	je Pckg.	€ 2,30

000 869	Interdentalbürstenhalter	1 Stck.	€ 1,80
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 1,60

Set:

1 Interdentalbürstenhalter,
je 1 Interdentalbürste
zylindrisch rot Ø 2,2 mm,
zylindrisch blau Ø 2,8 mm,
konisch rot Ø 2,2 – 4 mm,
konisch blau Ø 3 – 6 mm

000 870	konisch blau Ø 3 – 6 mm	1 Pckg.	€ 2,30
----------------	-------------------------	---------	--------



ab € 1,80



M+W select INTERDENTALBÜRSTEN COMFORT

Zur Reinigung der Zahnzwischenräume. Mit ergonomischem Griff für eine bessere Handhabung. Die zylindrischen Nylonbürsten sind an einem feinen und starren Metalldraht befestigt, der zum Schutz der Zahnoberflächen oder Implantaten mit einem Plastikmantel überzogen ist. Eine Kappe schützt die Nylonborsten und macht die Interdentalbürste zum idealen Begleiter auch außer Haus. Bei Bedarf kann die Kappe auf den Griff gesteckt werden und dient dann zur Verlängerung der Interdentalbürste.

Praxis-Kit:

180 Bürsten, je Größe 20 Bürsten mit Schutzkappe

000 879	(außer bei lila und grau)	1 Pckg.	€ 83,50
----------------	---------------------------	---------	---------

8 Bürsten und Schutzkappen:

000 889	weiß, superfein-soft, Ø Bürste/Draht 1,6/0,40 mm	1 Pckg.	€ 4,20
000 881	pink, xxxx-fein, Ø Bürste/Draht 1,8/0,42 mm	1 Pckg.	€ 4,20
000 882	orange, xxx-fein, Ø Bürste/Draht 2,0/0,44 mm	1 Pckg.	€ 4,20
000 883	rot, xx-fein, Ø Bürste/Draht 2,5/0,45 mm	1 Pckg.	€ 4,20
000 884	blau, x-fein, Ø Bürste/Draht 3,0/0,45 mm	1 Pckg.	€ 4,20
000 885	gelb, fein, Ø Bürste/Draht 3,5/0,57 mm	1 Pckg.	€ 4,20
000 886	grün, mittel, Ø Bürste/Draht 5,0/0,57 mm	1 Pckg.	€ 4,20
000 887	lila, groß, Ø Bürste/Draht 6,0/0,77 mm	1 Pckg.	€ 4,20
000 888	grau, x-groß, Ø Bürste/Draht 9,0/1,06 mm	1 Pckg.	€ 4,20
	ab 10 Pckgn. einer Stärke	je Pckg.	€ 3,60



ab € 3,60

M+W select SOFT STICKS

Interdentalreiniger für eine einfache und effiziente Entfernung von Plaque in den Zahnzwischenräumen. Die elastischen Silikonborsten gleiten sanft in den Interdentalraum und massieren zugleich das Zahnfleisch. Einfache Anwendung auch bei KFO Apparaturen. Umweltfreundliche Verpackung.

200 848 Soft Sticks, 32 Stck. 1 Pckg. € 2,49



M+W select ZUNGENREINIGER

Die Kombination mit den 2-reihigen Borsten und den 3 weichen Schaber ermöglicht eine sanfte und gründliche Reinigung der Zungenoberfläche. Der rutschfeste Griff sorgt für eine gute Handhabung.

200 825 Zungenreiniger 1 Stck. € 1,60
 ab 10 Stck. je Stck. € 1,45
 ab 30 Stck. je Stck. € 1,10



M+W select ORTHOFLOSS MINT

Zahnseide mit flauschigem Mittelteil speziell für die Reinigung von großen Zahnzwischenräumen, Zahnspangen, Implantaten und unter Brückenteilen. Die gewachsten, feinen Anfang- und Endstücke können zur herkömmlichen Zahnzwischenraumreinigung verwendet werden. Sehr dezenter Minzgeschmack, fasert nicht aus.

000 872 Dispenser mit 50 Einheiten 1 Rolle € 2,10
 ab 10 Rollen je Rolle € 1,99



M+W select ZAHNSEIDEN

M+W Zahnseide mit Abschneidevorrichtung, Mintgeschmack. M+W Riser Zahnseide, für empfindliches Zahnfleisch, gründliche Reinigung und Plaqueentfernung auch bei größeren Interdentalräumen.

Zahnseide, reißfest:
000 875 gewachst, 25 m 1 Pckg. € 1,99
000 876 ungewachst, 25 m 1 Pckg. € 1,99
Riser Zahnseide:
000 877 leicht gewachst, 15 m 1 Pckg. € 1,99
 ab 10 Pckgn. einer Ausführung je Pckg. € 1,79





ab € 7,90

M+W select HEXAGUM 0,12%

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,12% Chlorhexidinguconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Ideal als Präventivmaßnahme vor jeder zahnärztlichen Behandlung einsetzbar. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.

100 880	Flasche, 500 ml	1 Fl.	€ 8,20
	ab 5 Flaschen	je Fl.	€ 7,90
100 881	PET-Flasche, 5 l (ohne Pumpe)	1 Fl.	€ 24,90
	Dosierpumpe für 5 l		
100 884	PET-Flasche	1 Stck.	€ 6,30

M+W select HEXAGUM FORTE 0,2%

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,2% Chlorhexidinguconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.

100 882	Flasche, 100 ml	1 Fl.	€ 3,10
	ab 20 Flaschen	je Fl.	€ 2,80
100 883	Flasche, 500 ml mit Dosierpumpe	1 Fl.	€ 9,20
	ab 5 Flaschen	je Fl.	€ 8,70

ab € 2,80



ab € 6,95

M+W select GUMCARE

Kosmetische Mundspüllösung für die professionelle Pflege und Reinigung des Mund- und Rachenbereichs. Erzeugt einen frischen Atem und trägt aufgrund der antibakteriellen Wirkung dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und zu erhalten. Optimal geeignet für die Spülung vor Beginn der Behandlung.

Wirkstoff: 0,1% Benzalkoniumchlorid, alkohol- und fluoridfrei, daher auch für Kinder und Jugendliche geeignet.

100 875	Flasche, 300 ml	1 Fl.	€ 6,95
100 876	PET-Flasche, 5 l (ohne Pumpe)	1 Fl.	€ 28,80
	Dosierpumpe für 5 l		
100 884	PET-Flasche	1 Stck.	€ 6,30

M+W select ORTHO BOX

Stoßsichere Plastikbox mit Luftlöchern für KFO-Apparaturen, prothetische Arbeiten u.a. Maße: B 80 x L 80 x H 43 mm. Zusätzlich sind Bänder mit abnehmbarer Schnalle und Sicherheitsverschluss für die Boxen erhältlich.

198 015	weiß	1 Stck.	€ 1,60
198 016	pink	1 Stck.	€ 1,60
198 017	blau	1 Stck.	€ 1,60
198 018	rot	1 Stck.	€ 1,60
198 096	neongelb-grün	1 Stck.	€ 1,60
198 097	grün	1 Stck.	€ 1,60
	ab 10 Stck. einer Farbe	je Stck	€ 1,50
	ab 20 Stck. einer Farbe	je Stck	€ 1,40
Band für Ortho Box:			
759 030	rot	1 Stck.	€ 1,10
759 031	apfelgrün	1 Stck.	€ 1,10
759 032	royalblau	1 Stck.	€ 1,10
759 033	schwarz	1 Stck.	€ 1,10
759 034	weiß	1 Stck.	€ 1,10
	ab 10 Stck. einer Farbe	je Stck	€ 0,95
	ab 20 Stck. einer Farbe	je Stck	€ 0,90

ab € 1,40



ab € 0,90



ab € 0,90



M+W select ZAHNSPANGENBOX

Stoßsichere Plastikbox. Maße: B 7,8 x L 7,3 x H 3 cm.

998 015	weiß	1 Stck.	€ 1,10
998 016	pink	1 Stck.	€ 1,10
998 017	blau	1 Stck.	€ 1,10
998 018	grün	1 Stck.	€ 1,10
998 019	neongelb-grün	1 Stck.	€ 1,10
	ab 10 Stck. einer Farbe	je Stck	€ 1,00
	ab 20 Stck. einer Farbe	je Stck	€ 0,90

M+W select PROTHESENBÜRSTE

Prothesenbürste mit 2 Bürstenköpfen. Das große plane Borstenfeld ist für die gründliche Reinigung der Außenbögen. Das kleine spitz zulaufende Borstenfeld für die schwer zugänglichen Stellen innerhalb der Innenbögen.

200 820	Prothesenbürste	1 Stck.	€ 1,90
	ab 10 Stck. je Stck.	je Stck	€ 1,60

ab € 1,60



M+W select MINIATUR ZAHNREINIGUNGS-
BÜRSTEN

Nicht sterilisierbar, nicht thermodesinfizierbar, für Winkelstück.
Einfache Unterscheidung durch unterschiedlichen Farben.

000 854	Borste, 12 Stck.	1 Pckg.	€ 9,90
000 857	Borste, 100 Stck.	1 Pckg.	€ 62,90
Packung, 10 Stck.:			
200 875	Nylon pink, soft	1 Pckg.	€ 9,90
200 876	Nylon blau, mittel	1 Pckg.	€ 9,90
200 877	Nylon weiß, hart	1 Pckg.	€ 9,90
200 878	Nylon weiß, soft	1 Pckg.	€ 9,90
Großpackung, 100 Stck.:			
200 879	Nylon pink, soft	1 Pckg.	€ 62,90
200 880	Nylon blau, mittel	1 Pckg.	€ 62,90
200 881	Nylon weiß, hart	1 Pckg.	€ 62,90
200 882	Nylon weiß, soft	1 Pckg.	€ 62,90



ab € 9,90

M+W select PROPHY-POLIERER

Latexfreie Polierer mit Lamellen für eine gründliche Reinigung und Politur.

Montiert für Winkelstück, 10 Stck.:			
200 885	blau, soft	1 Pckg.	€ 4,80
200 886	lila, mittel	1 Pckg.	€ 4,80
200 887	gelb, hart	1 Pckg.	€ 4,80
Montiert für Winkelstück, 100 Stck.:			
200 888	blau, soft	1 Pckg.	€ 38,90
200 889	lila, mittel	1 Pckg.	€ 38,90
200 890	gelb, hart	1 Pckg.	€ 38,90
Zum Aufstülpen (Snap-on) auf Mandrell, 10 Stck.:			
200 891	blau, soft	1 Pckg.	€ 3,40
200 892	lila, mittel	1 Pckg.	€ 3,40
200 893	gelb, hart	1 Pckg.	€ 3,40
200 833	Snap-on Mandrell für Winkelstück, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 11,65



ab € 4,80



ab € 3,40

M+W select PROPHYLAXEPASTE

Reinigungs- und Polierpaste für die professionelle Zahnreinigung mit Fluorid und angenehmem Minzgeschmack. Dank optimaler thixotroper Eigenschaften lässt sie sich perfekt applizieren und spritzt nicht.

Es stehen 4 Körnungen zur Auswahl:

- RDA 250: bei starken Belägen und Rauigkeiten
- RDA 170: bei mittleren Verfärbungen und Belägen
- RDA 120: bei geringen Belägen und Verfärbungen
- RDA 40: extra fein für die Endpolitur

Tube 60 ml/ 100 g:			
200 860	RDA 250 blau	1 Tube	€ 10,50
200 861	RDA 170 grün	1 Tube	€ 10,50
200 862	RDA 120 rosa	1 Tube	€ 10,50
200 863	RDA 40 gelb	1 Tube	€ 10,50
ab 3 Tuben einer Ausführung		je Tube	€ 9,90



ab € 9,90

M+W select PULVERSTRAHLGERÄT

Ergonomische Form, sehr leicht und kompakt, 360 Grad drehbares RotaGrip System für ein sicheres und einfaches Arbeiten. 24 Monate Garantie.

200 074	KaVo Anschluss	1 Stck.	€ 595,00
200 075	Sirona Anschluss	1 Stck.	€ 595,00



ab € 595,-

M+W select PROPHY TOP

Weiterentwicklung des bewährten M+W Prophylaxepulvers für eine noch bessere und effektivere Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Nur für die supragingivale Anwendung, auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße 43 µm. Darreichungsform in praktischer 300 g Flasche.

Flasche 300 g:			
100 887	Zitrone	1 Fl.	€ 19,90
100 888	Minze	1 Fl.	€ 19,90
ab 4 Flaschen je Geschmack		je Fl.	€ 17,90

M+W select PROPHY POWDER SUB&SUPRA

Für eine schonende und effektive Reinigung im subgingivalen und supragingivalen Bereich. Indikationen: Rechtzeitige Vorbeugung von Karies und parodontaler Pathologie, entfernen von Plaque und weichem Zahnbelag an den Zahnwurzeln oberhalb des Zahnfleischsaumes, Fissurenreinigung, Entfernung von Zahn-, Raucherbelag und Pigmenten.

028 800	Zitrone, 300 g	1 Fl.	€ 15,90
028 801	Tropical, 300 g	1 Fl.	€ 15,90
028 802	Kirsche, 300 g	1 Fl.	€ 15,90
ab 4 Flaschen je Geschmack		je Fl.	€ 14,50



ab € 17,90



ab € 14,50

M+W select FISSURENVERSIEGLER

Lichthärtendes, weißes Composite für die Fissuren-Versiegelung mit kontinuierlicher Freisetzung von Fluorid.

200 135	2 x 2 ml Spritzen, 6 Applikationskanülen	1 Stck.	€ 22,90
---------	---	---------	---------



€ 22,90

M+W select WHITENING STAR HOME

Kosmetische Zahnaufhellung in Verbindung mit laborgefertigten Schienen zur Erstanwendung in der Praxis und Weiterverwendung durch den Patienten zuhause.

Je nach gewünschter Tragedauer

stehen 2 Konzentrationen zur Verfügung:

- 10% – für eine Tragedauer von 4 Stunden oder über Nacht.
- 16% – für eine Tragedauer von 3 Stunden oder über Nacht.

Das Gel ist hochviskos und dank des Minzgeschmacks angenehm für den Patienten. Die Spritzen sind wiederverschließbar.

4 x 1,2 ml Spritzen
mit wiederverschließbarer Kappenkanüle:

000 892	10%	1 Pckg.	€ 19,80
000 893	16%	1 Pckg.	€ 19,80
ab 3 Pckgn. einer Konzentration je Pckg.			€ 18,80

ab € 18,80



M+W select POWER WHITENING XTRA 38%

38% Hydrogen-Peroxid geeignet für die medizinische Aufhellung stark verfärbter Zähne. Gründe für solche Verfärbungen von Schmelz und Dentin können Krankheiten, Verletzungen, medizinische Behandlungen oder ein übermäßiges Eindringen von Farbstoffen sein. Diese Fälle erfordern spezielle medizinische Maßnahmen um ein gesundes Erscheinungsbild der Zähne wiederherzustellen. Dank der Doppelmischspritze entfällt manuelles Anmischen und verbleibendes Material in der Spritze kann für weitere Patienten angewendet werden. Der lichthärtende Gingiva-Protector gewährleistet einen sicheren Schutz des Zahnfleisches, das rot eingefärbte Bleachinggel sorgt für einen guten Kontrast. Verwendung nur bei medizinischer Indikation in der Zahnarztpraxis bei Patienten über 18 Jahre.

2,5 ml Doppelmischspritze,
2 Mischkanülen,
1,5 g Gingiva Protector

000 891 mit 2 Applikationskanülen 1 Pckg. € 39,90

Mischkanülen blau

259 113 für Bleaching, 10 Stck. 1 Pckg. € 7,90

€ 39,90



M+W select XYLOBLEACH

35% Hydrogen-Peroxid Konzentration für die medizinische Aufhellung verfärbter Zähne ebenso für endodontisch behandelte Zähne. Der Zusatz Xylitol hat eine plaquereduzierende Wirkung und hemmt die Kariesbildung. Dank hohem Peroxidgehalt erzielt man eine schnelle und zuverlässige Aufhellung mit einem langanhaltenden Ergebnis. Durch den neutralen pH-Wert ist das Material dabei zahnschonend. Der Gingiva Protector gewährleistet einen sicheren Schutz des Zahnfleisches. Dank Automix-System entfällt manuelles Anmischen, das Material hat eine homogene Qualität und durch die rote Farbe einen guten Kontrast zum Zahn.

5 g Automix-Spritze,
3 Mischkanülen, 1,5 g Gingiva

000 898 Protector, 3 Applikationstips 1 Pckg. € 54,50



€ 54,50

M+W select WURZELKANALINSTRUMENTE

Hochwertige und maßgenau verarbeitete Instrumente. Sie haben eine sehr gute Schneidleistung und eine hohe Bruchsicherheit. Die Instrumente sind farbcodiert nach ISO-Größen und sterilisierbar bis 134 °C. Der Griff ist rutschfest durch zusätzliche Längsstege. 6 Instrumente mit Silikonstopper.

	21 mm	25 mm
Wurzelkanalbohrer		
08	200 621	200 632
10	200 622	200 633
15	200 623	200 634
20	200 624	200 635
25	200 625	200 636
30	200 626	200 637
35	200 627	200 638
40	200 628	200 639
45	200 629	200 640
50	200 630	200 641
15-40	-	200 631
je 6 Stck.	€ 6,75	€ 6,75

	21 mm	25 mm
Wurzelkanalfeilen		
08	200 642	200 653
10	200 643	200 654
15	200 644	200 655
20	200 645	200 656
25	200 646	200 657
30	200 647	200 658
35	200 648	200 659
40	200 649	200 660
45	200 650	200 661
50	200 651	200 662
15-40	-	200 652
je 6 Stck.	€ 6,75	€ 6,75

	21 mm	25 mm
Hedströmfeilen		
08	200 600	200 610
10	200 601	200 611
15	200 602	200 612
20	200 603	200 613
25	200 604	200 614
30	200 605	200 615
35	200 606	200 616
40	200 607	200 617
45	200 608	200 618
50	200 609	200 619
15-40	-	200 620
je 6 Stck.	€ 6,75	€ 6,75

€ 6,75



M+W select ENDO-SPÜLKANÜLEN

Für Luer- bzw. Luer-Lock-Spritzen, stumpf, biegsam, steril.


100 Stck.:		
059 506	23 mm, Ø 0,3 mm, gelb (1.)	je Pckg. € 12,20
	ab 3 Pckgn.	je Pckg. € 11,70
059 507	23 mm, Ø 0,4 mm, grau (2.)	je Pckg. € 10,20
	ab 3 Pckgn.	je Pckg. € 9,60
059 508	38 mm, Ø 0,5 mm, orange (3.)	je Pckg. € 8,40
	ab 3 Pckgn.	je Pckg. € 7,90



ab € 7,90

M+W select SCHAUMSTOFFEINSÄTZE

198 634	Höhe 1 cm, Ø 5 cm, 25 Stck., passend für Clean Stand,	1 Pckg.	€ 7,05
198 629	Höhe 0,5 cm, Ø 5 cm, 50 Stck., passend für Clin Grip und Interim-Stand	1 Pckg.	€ 7,05
198 628	Höhe 1 cm, Ø 6,5 cm, 25 Stck., passend für Twin-Bloc	1 Pckg.	€ 7,05



€ 7,05

M+W select ENDO MESSBLOCK

Zur Längeneinstellung von Endo-Instrumenten, Paperspitzen, Guttapercha- und Silberstiften. Abmessungen: 103 x 25 x 32 mm. Autoklavierbar bis 134 °C.

400 680	Endo Messblock	1 Stck.	€ 9,50
----------------	----------------	---------	---------------



€ 9,50

M+W select PAPIERSPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, sterilisiert, 28 mm lang.

Taper 02, 200 Stck.:

100 644	ISO 15, weiß	1 Pckg.	€ 5,30
100 645	ISO 20, gelb	1 Pckg.	€ 5,30
100 646	ISO 25, rot	1 Pckg.	€ 5,30
100 647	ISO 30, blau	1 Pckg.	€ 5,30
100 648	ISO 35, grün	1 Pckg.	€ 5,30
100 649	ISO 40, schwarz	1 Pckg.	€ 5,30
100 650	ISO 15-40 sortiert	1 Pckg.	€ 5,30

Taper 02, 120 Stck.:

100 651	ISO 45, weiß	1 Pckg.	€ 5,30
100 652	ISO 50, gelb	1 Pckg.	€ 5,30
100 653	ISO 55, rot	1 Pckg.	€ 5,30
100 654	ISO 60, blau	1 Pckg.	€ 5,30
100 655	ISO 70, grün	1 Pckg.	€ 5,30
100 656	ISO 80, schwarz	1 Pckg.	€ 5,30
100 657	ISO 45-80 sortiert	1 Pckg.	€ 5,30

Taper 04, 60 Stck.:

200 670	ISO 15, weiß	1 Pckg.	€ 5,30
200 671	ISO 20, gelb	1 Pckg.	€ 5,30
200 672	ISO 25, rot	1 Pckg.	€ 5,30
200 673	ISO 30, blau	1 Pckg.	€ 5,30
200 674	ISO 35, grün	1 Pckg.	€ 5,30
200 675	ISO 40, schwarz	1 Pckg.	€ 5,30
200 676	ISO 15-40 sortiert	1 Pckg.	€ 5,30

Taper 06, 60 Stck.:

200 677	ISO 15, weiß	1 Pckg.	€ 5,30
200 678	ISO 20, gelb	1 Pckg.	€ 5,30
200 679	ISO 25, rot	1 Pckg.	€ 5,30
200 680	ISO 30, blau	1 Pckg.	€ 5,30
200 681	ISO 35, grün	1 Pckg.	€ 5,30
200 682	ISO 40, schwarz	1 Pckg.	€ 5,30
200 683	ISO 15-40 sortiert	1 Pckg.	€ 5,30

€ 5,30



M+W select GUTTAPERCHASPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, 28 mm lang, röntgensichtbar, formstabil und gewebeverträglich.

Taper 02, 100 Stck.:

100 630	ISO 15, weiß	1 Pckg.	€ 7,20
100 631	ISO 20, gelb	1 Pckg.	€ 7,20
100 632	ISO 25, rot	1 Pckg.	€ 7,20
100 633	ISO 30, blau	1 Pckg.	€ 7,20
100 634	ISO 35, grün	1 Pckg.	€ 7,20
100 635	ISO 40, schwarz	1 Pckg.	€ 7,20
100 636	ISO 15-40 sortiert	1 Pckg.	€ 7,20
100 637	ISO 45, weiß	1 Pckg.	€ 7,20
100 638	ISO 50, gelb	1 Pckg.	€ 7,20
100 639	ISO 55, rot	1 Pckg.	€ 7,20
100 640	ISO 60, blau	1 Pckg.	€ 7,20
100 641	ISO 70, grün	1 Pckg.	€ 7,20
100 642	ISO 80, schwarz	1 Pckg.	€ 7,20
100 643	ISO 45-80 sortiert	1 Pckg.	€ 7,20

Taper 04, 60 Stck.:

200 684	ISO 15, weiß	1 Pckg.	€ 7,20
200 685	ISO 20, gelb	1 Pckg.	€ 7,20
200 686	ISO 25, rot	1 Pckg.	€ 7,20
200 687	ISO 30, blau	1 Pckg.	€ 7,20
200 688	ISO 35, grün	1 Pckg.	€ 7,20
200 689	ISO 40, schwarz	1 Pckg.	€ 7,20
200 690	ISO 15-40 sortiert	1 Pckg.	€ 7,20

Taper 06, 60 Stck.:

200 691	ISO 15, weiß	1 Pckg.	€ 7,20
200 692	ISO 20, gelb	1 Pckg.	€ 7,20
200 693	ISO 25, rot	1 Pckg.	€ 7,20
200 694	ISO 30, blau	1 Pckg.	€ 7,20
200 695	ISO 35, grün	1 Pckg.	€ 7,20
200 696	ISO 40, schwarz	1 Pckg.	€ 7,20
200 697	ISO 15-40 sortiert	1 Pckg.	€ 7,20



€ 7,20

M+W select PERMAROOT

Wurzelfüllmaterial auf Basis Epoxid-Amin Chemie. Durch die vernetzten Strukturen ist das Material extrem belastbar und verschleißt dicht und dauerhaft. Permaroot ist röntgensichtbar, dimensionsstabil und frei von Iodoform und Paraformaldehyd. Durch die mikrobizide Wirkung schützt es vor einer Reinfektion. Einfaches Anmischen und Applizieren dank Doppelkammerspritze.

100 300	5 ml Doppelkammerspritze	1 Pckg.	€ 29,90
100 301	Mischkanülen, 25 Stck.	1 Pckg.	€ 15,80
100 302	Endo-Tips, 25 Stck.	1 Pckg.	€ 6,50



€ 29,90



€ 11,90

M+W select CALCIUMHYDROXIDPASTE

Auf wässriger Basis mit einem Calciumhydroxidgehalt von 45%. Eignet sich für die direkte und indirekte Pulpenüberkappung sowie für provisorische Wurzelkanalfüllung, geeignet für Unterfüllungen unter allen Füllungsmaterialien. Dank des hohen pH-Wert von über 12 wirkt es antibakteriell. Röntgenopak, biokompatibel und schonend für die Pulpa.

200 140	Spritze 2 ml, 6 Kanülen	1 Pckg.	€ 11,90
---------	-------------------------	---------	---------

M+W select GREIFPINZETTE

Spezialpinzette zum sicheren Greifen von kleinen Instrumenten und Stiften. Rostfrei.

010 602	Greifpinzette	1 Stck.	€ 15,90
---------	---------------	---------	---------



€ 15,90



€ 21,90

M+W select PIN-PINZETTE

Mit geriefter Hohlkehle zum besseren Greifen von Pins, Papier- und Guttaperchaspitzen.

000 616	Pin-Pinzette	1 Stck.	€ 21,90
---------	--------------	---------	---------

M+W select ENDO-EX

Sehr grazile, rostfreie Zange zum Entfernen von abgebrochenen Wurzelkanalinstrumenten, Silberstiften, feinen Knochen- und Wurzelsplintern.

040 694	Endo-Ex	1 Stck.	€ 69,90
---------	---------	---------	---------



€ 69,90

 **KOPIDUR**

Transparente hartelastische Platte, verbindet sich mit Auto-polymerisat.

Anwendung: Aufbiss-, Miniplast- und Retentionsschienen, prov. Kronen und Brücken, Fluorid- und Interimsschienen.

10 Stck.:			
266 965	Ø 120 mm, Stärke 1,0 mm	1 Pckg.	€ 14,90
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 13,90
266 966	Ø 120 mm, Stärke 1,5 mm	1 Pckg.	€ 16,90
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 15,90
266 967	Ø 120 mm, Stärke 2,0 mm	1 Pckg.	€ 21,50
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 20,50
266 968	Ø 125 mm, Stärke 1,0 mm	1 Pckg.	€ 15,20
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 14,20
266 969	Ø 125 mm, Stärke 1,5 mm	1 Pckg.	€ 17,50
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 16,50
266 970	Ø 125 mm, Stärke 2,0 mm	1 Pckg.	€ 22,90
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 21,90

 **KOPISOFT**

Gummiartige weichelastische Folie, die sich nicht mit Auto-polymerisat verbindet.

Anwendung: Mundschutz, Knirscher-schutz, Positioner und Dublierformen.

10 Stck.:			
266 975	Ø 120 mm, Stärke 1,5 mm	1 Pckg.	€ 13,50
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 12,50
266 976	Ø 120 mm, Stärke 2,0 mm	1 Pckg.	€ 18,20
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 17,20
266 977	Ø 120 mm, Stärke 3,0 mm	1 Pckg.	€ 22,90
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 21,90
266 978	Ø 125 mm, Stärke 1,5 mm	1 Pckg.	€ 13,90
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 12,90
266 979	Ø 125 mm, Stärke 2,0 mm	1 Pckg.	€ 18,90
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 17,90
266 980	Ø 125 mm, Stärke 3,0 mm	1 Pckg.	€ 23,20
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 22,20

 **KOPILEN**

Diese zähelastischen Folien verbinden sich nicht mit Auto-polymerisaten.

Anwendung: Bleich-, Ätz- und Medikamentenschienen, Bracket-Transfermasken, Gießmasken für prov. Kronen und Brücken, Gusskäppchen und Dublierformen.

10 Stck.:			
366 909	Ø 120 mm, Stärke 0,5 mm	1 Pckg.	€ 6,50
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 5,50
266 972	Ø 120 mm, Stärke 0,8 mm	1 Pckg.	€ 9,50
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 8,20
366 908	Ø 125 mm, Stärke 0,5 mm	1 Pckg.	€ 6,90
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 5,90
266 974	Ø 125 mm, Stärke 0,8 mm	1 Pckg.	€ 9,90
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 8,90

 **KOPISOFT BLEACH**

Diese elastische Folie ist speziell zur Herstellung von Bleichschienen geeignet. Sie verbindet sich nicht mit Acrylat.

10 Stck.:			
366 911	Ø 120 mm, Stärke 1,0 mm	1 Pckg.	€ 13,90
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 12,90
366 913	Ø 125 mm, Stärke 1,0 mm	1 Pckg.	€ 13,90
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 12,90

 **FOLIENSCHERE**

Edelstahl, rostfrei. 11,5 cm.

181 969	gerade (1.)	1 Stck.	€ 9,20
181 970	gebogen (2.)	1 Stck.	€ 9,20
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 8,80



ab € 11,80

ab € 5,80

ab € 12,50

ab € 12,90



 TRANSPORTBOXEN

Für einen sicheren Transport verschiedenster Dental-Arbeiten bis hin zum Artikulator. Auch zum Aufbewahren für z.B. Modelle geeignet. Maße: Arti-Koffer: B190 x H190 x T190 mm, Modell-Koffer: B250 x H60 x T150 mm.

100 865	Arti-Koffer blau	1 Stck.	€ 12,80
100 866	Modell-Koffer blau	1 Stck	€ 9,80



€ 12,80



€ 9,85

ab € 1,40



 MODELLBOX

Sehr preiswerte Versand- und Aufbewahrungsboxen für Modelle u.a. Maße (L x B x H): B195 x H71 x T139 mm. Farbe natur.

000 988	Transportbox	1 Stck.	€ 1,60
		ab 50 Stck.	je Stck. € 1,40

 MODELLKÄSTEN

Mit praktischem Etikettiersystem, ein mühevolles Ablösen alter Etiketten entfällt. Im Lieferumfang ist bereits ein Etikett enthalten. Hergestellt aus 100% recycelfähigem, schlagzähem Polystyrol. Maße (L x B x H): 308 x 85 x 70 mm.

300 910	weiß	1 Stck.	€ 3,40
300 911	türkis	1 Stck.	€ 3,40
300 912	violett	1 Stck.	€ 3,40
300 913	blau	1 Stck.	€ 3,40
300 914	gelb	1 Stck.	€ 3,40
300 916	rot	1 Stck.	€ 3,40
300 917	grün	1 Stck.	€ 3,40
300 918	orange	1 Stck.	€ 3,40
300 919	magenta	1 Stck.	€ 3,40
300 920	mint	1 Stck.	€ 3,40
300 921	dunkelgrau	1 Stck.	€ 3,40
	ab 20 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 3,20
	ab 100 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 2,90
300 915	Etiketten, 25 Stck.	1 Pckg.	€ 3,10



ab € 2,90



SCHUBLADENTRAYS

Schubladeneinsätze passend für Standard Schubladen in der Praxiseinrichtung. Gefertigt aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff. Farbe cremeweiß.

Einsatz flach (31 x 41 x 2 cm):

559 060	mit 4 Einteilungen	1 Stck.	€ 31,50
559 063	für 34 Instrumente	1 Stck.	€ 31,50

Einsatz tief (31 x 41 x 8,5 cm):

559 061	mit 4 Einteilungen	1 Stck.	€ 31,50
559 062	mit 6 Einteilungen	1 Stck.	€ 31,50



€ 31,50

€ 2,95



DAPPENGLÄSER

Aus Klarglas. Nicht geeignet für Thermodesinfektion und Sterilisation.

100 030	klar	1 Stck.	€ 2,95
100 031	gelb	1 Stck.	€ 2,95
100 032	rosa	1 Stck.	€ 2,95
100 033	grün	1 Stck.	€ 2,95
100 034	blau	1 Stck.	€ 2,95



UNIVERSAL PAPIERSPENDER

Abschließbarer Falthandtuchspender aus weißem Kunststoff mit Sichtfenster. Fasst bis zu 600 Papierhandtücher. Kann für alle Handtücher mit C- und Zickzack-Faltungen sowie mit Interfold-Faltungen (Adapter hierfür optional erhältlich) verwendet werden. Maße (H x B x T): 36,5 x 27,6 x 13,0 cm.

100 502	Universal Papierspender	1 Stck.	€ 31,90
----------------	-------------------------	---------	----------------

€ 31,90





M+W select HÜLLEN DIN A5

Klare Weichfolie, an zwei Seiten offen, für Karteikarten.

043 403 50 Stck. 1 Pckg. € 29,90

» € 29,90



1

» € 8,15

2



M+W select RECALLKARTEN

Postkarte zur Erinnerung an einen Vorsorgetermin.

50 Stck.:

100 095	Motiv 1 (Mädchen v. Spiegel)	1 Pckg.	€ 8,15
100 096	Motiv 2 (lachendes Baby)	1 Pckg.	€ 8,15
100 097	Motiv 3 („headless“ Frau/Mann)	1 Pckg.	€ 8,15
100 098	Motiv 4 (grüner Mund auf grünem Grund)	1 Pckg.	€ 8,15



3

4



» € 4,90

M+W select TERMINKÄRTCHEN

Terminkärtchen.

100 005 Block à 100 Blatt 1 Stck. € 4,90



» € 16,90

M+W select PATIENTENTERMINBUCH

Ringlochbindung, 2 Spalten pro Tag, wochentags 7.00 – 20.30 Uhr, samstags 7.00 – 13.30 Uhr, viertelstündliche Unterteilung, viele Infos (Monatsvorschau, Postgebühren, Urlaubsplaner etc.). Format H 31 x B 33 cm – mit Spalten für 2 Behandler.

002 023	Praxisbuch 2023	1 Stck.	€ 16,90
002 024	Praxisbuch 2024	verfügbar ab Mai 2023	



1. Geltungsbereich

- Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden (nachfolgend »Kunde«). Unser Angebot richtet sich grundsätzlich an Zahn- und Kieferärzte, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen, Kieferorthopäden, Zahnchirurgen, Dentallabore und ähnliche gewerbliche Dienstleister (Fachkreise). Die AGB gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
- Die AGB gelten in ihrer jeweiligen Fassung – auch für künftige Verträge mit demselben Kunden –, ohne dass in jedem Einzelfall auf sie verwiesen.
- Die AGB gelten ausschließlich. Abweichende, auch ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur, wenn und soweit wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Das gilt auch, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden das Vertragsangebot vorbehaltlos angenommen haben.
- Individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Ergänzungen und Änderungen) haben Vorrang vor diesen AGB. Für den Beweis des Inhalts der Individualvereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag oder unsere schriftliche Bestätigung Voraussetzung.
- Erklärungen, die der Kunde nach Vertragsschluss uns gegenüber abzugeben hat (z. B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Rücktrittserklärung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
- Soweit in diesen AGB nicht unmittelbar geändert oder ausdrücklich ausgeschlossen, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

2. Angebot, Bestellung, Abtretungsverbot

- Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
- Die Bestellung des Kunden ist ein verbindliches Angebot. Mit der Bestellung sichert der Kunde zu, die Ware ausschließlich im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit zu nutzen. Wir können sein Angebot innerhalb von zwei Wochen nach Zugang annehmen. Die Annahme kann entweder durch Zusenden einer Auftragsbestätigung oder durch Leistung erfolgen.
- Bestellt der Kunde elektronisch, informieren wir ihn per E-Mail automatisch über den Eingang seiner Bestellung. In der automatischen E-Mail ist die Bestellung nochmals aufgeführt. Sie ist nicht die Annahme des Angebots.
- Bei versehentlich falschen Angaben zum Produkt oder zum Preis behalten wir uns vor, den Vertrag anzufechten.
- Der Kunde darf Ansprüche aus dem Vertrag nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung abtreten und nur, soweit unsere Interessen durch die Abtretung nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.

3. Lieferzeit, Rücktrittsrecht, Lieferverzug

- Können wir eine verbindliche Lieferfrist aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten, informieren wir den Kunden unverzüglich über die voraussichtliche neue Lieferfrist. Sollte die Ware auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar sein, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
Wurde die Ware bereits bezahlt, erstatten wir den Kaufpreis. Nichtverfügbarkeit der Leistung ist insbesondere gegeben, wenn – wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben und selbst nicht rechtzeitig beliefert werden; – eine für die Verbringung der Kaufsache in das Zollland erforderliche Einfuhrgenehmigung nicht oder nicht rechtzeitig erteilt wird.
Zu unseren Gunsten bestehende gesetzliche Vorschriften über Rücktritts- und Kündigungsrechte sowie die Rückabwicklung des Vertrags bei Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt.
- Lieferverzug setzt eine schriftliche Mahnung des Kunden voraus.

4. Lieferung, Annahmeverzug

- Lieferung erfolgt ab Lager. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Bünden.
- Auslaumodelle sind nur lieferbar, solange der Vorrat reicht.
- Wir versenden die Ware an einen vom Kunden bestimmten Ort (Versendungskauf). Mit Übergabe der Ware an das Transportunternehmen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder Verlusts und der zufälligen Verschlechterung der Ware (Beförderungsgefahr) auf den Kunden über. Wir bestimmen die Versandart (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung). Auf Wunsch des Kunden und gegen Erstattung der Mehrkosten führen wir auch besondere Versandarten (z.B. Eiltransport) oder Teillieferungen durch.
- Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn
– eine Teillieferung für den Kunden nach dem vertraglichen Bestimmungszweck verwendbar ist und
– die Lieferung der restlichen Ware sichergestellt ist und
– dem Kunden durch die Teillieferung kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen.
- Lieferungen ins Ausland (außer Österreich) sind ab einem Netto-Gesamtwarenpreis in Höhe von € 250,00 möglich.
- Lieferungen und der Versand von Katalogen in Nicht-EU-Länder sind nicht möglich.
- Verschreibungspflichtige Arzneimittel liefern wir aufgrund zwingender gesetzlicher Vorgaben (§ 47 Arzneimittelgesetz) nur gegen Vorlage einer schriftlichen Originalbestellung. Diese muss neben Menge und Bezeichnung des Präparates das Datum, den Stempel des Kunden und dessen Unterschrift enthalten.
- Verzögert sich unsere Leistung aus vom Kunden zu vertretenden Gründen (z. B. Annahmeverzug), sind wir berechtigt, Ersatz des uns hieraus entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen.

5. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug, Leistungsverweigerungsrecht

- Es gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise. Mit Erscheinen eines neuen Kataloges, Online-Blätterkataloges, digitalen Datenträgers oder neuer Angebote auf unserer Webseite werden die Angebote in sämtlichen vorangegangenen Katalogen, Online-Blätterkatalogen, Mailings, Preislisten oder auf der Webseite ungültig.
Bei eventueller Preiserhöhung während der Kataloglaufzeit ist der Kunde an seine Bestellung nicht gebunden.
Bei Verträgen mit einer vereinbarten Laufzeit von mehr als vier Monaten sind wir berechtigt, die Preise entsprechend der in dieser Zeit eingetretenen Kostensteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Preiserhöhung mehr als 5%, ist der Kunde berechtigt, den Vertrag zu kündigen.
- Die Preise enthalten keine Umsatzsteuer, keine Verpackungs- und keine Transport-/Versandkosten. Sie gelten ab Lager.
- Bei Bestellungen ab einem Netto-Gesamtwarenpreis von € 150,00 gelten die Preise einschließlich Verpackung und Transport-/Versandkosten innerhalb Deutschlands. Sonderzustellungen (z. B. Früh-, Spät- oder Samstagslieferung) werden gesondert in Rechnung gestellt. Bei Lieferungen ins Ausland werden die vom Kunden zu zahlenden Frachtkosten gesondert bestimmt. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde.
- Es gibt keinen Mindestbestellwert. Für Kleinbestellungen unter einem Netto-Gesamtwarenpreis von € 40,00 berechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe von € 4,90.
- Wir gewähren bis zum Erscheinen des neuen Kataloges oder bis auf Widerruf Rabatte in Abhängigkeit von dem Netto-Gesamtwarenpreis pro Bestellung entsprechend der im aktuell gültigen Katalog abgebildeten Rabattstufen.
- Die Rechnung liegt der Lieferung bei. Die Zahlung gilt als erfolgt, sobald der Rechnungsbetrag auf einem unserer Konten gutgeschrieben wurde. Verzug tritt 10 Tage nach Rechnungsstellung ein. Während des Verzugs sind wir berechtigt, den Kaufpreis mit dem jeweils gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, weitgehenden Verzugschaden geltend zu machen.
- Wir sind auch dann zur Verweigerung der Leistung nach § 321 BGB berechtigt, wenn sich die Vermögensverhältnisse des Kunden schon vor Vertragsschluss wesentlich verschlechtert und wir dies trotz sorgfältiger Prüfung erst nach Vertragsschluss erkennen.
- Der Kunde ist nur berechtigt, Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte geltend zu machen, soweit sein Anspruch rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, soweit sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Bei Mängeln der Lieferung bleibt 6.6 unberührt.

6. Produktbeschaffenheit, Mängelrechte des Kunden

- Aufgrund technischer Gegebenheiten können Produktdarstellungen in Katalogen oder sonstigen Unterlagen (auch in elektronischer Form) geringfügig vom Produkt abweichen.
- Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Erhalt sorgfältig zu untersuchen. Offensichtliche Mängel können nur binnen sieben Tagen nach Erhalt der Ware, sonstige Mängel binnen sieben Tagen nach Entdeckung des Mangels schriftlich gerügt werden (Ausschlussfrist).
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.
- Lag im Zeitpunkt des Gefahrübergangs ein Mangel vor, können wir die Nacherfüllung nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) vornehmen.
- Der Kunde hat uns die zur Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfzwecken zu übergeben. Stellt sich ein Mängelbeseitigungsverlangen des Kunden als unberechtigt heraus, können wir Erstattung der hieraus entstandenen Kosten verlangen.

- Wir sind berechtigt, die Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den Kaufpreis bezahlt.
Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
- Ist die Nacherfüllung fehlergeschlagen oder hat sie sich über eine angemessene Zeit hinaus verzögert oder kann sie nach den wesentlichen Vorschriften verweigert werden, ist Kaufpreisminderung oder bei einem nicht unerheblichen Mangel Rücktritt vom Kaufvertrag möglich.
- Für gebrauchte Erzeugnisse übernehmen wir keine Gewähr. Für recycelte qualitätsgesicherte Erzeugnisse, die aus Gründen des Umweltschutzes wieder in den Materialkreislauf zurückfließen und fabriktueuen Erzeugnissen gleichstehen, übernehmen wir Gewähr wie für fabriktueue Erzeugnisse.
- Weiteregehende Gewährleistungen, die über die in dieser Ziffer 6 hinausgehen, übernehmen wir nicht. Insbesondere übernehmen wir keine Garantien und keine Haftung für öffentliche Äußerungen Dritter.

7. Sonstige Haftung

- Auf Schadensersatz haben wir bei Vorsatz – gleich aus welchem Rechtsgrund.
- Bei grober Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen und bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Verpflichtung, deren Erfüllung das Erreichen des mit Abschluss des Vertrages verfolgten Zwecks erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
- Die Haftungsbeschränkung nach 7.2 gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Des Weiteren gilt sie nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben oder der Kunde Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz hat.
- Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht zu einem Mangel geführt hat, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
- Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8. Verjährung

- Ansprüche des Kunden wegen Sach- und Rechtsmängeln verjähren ein Jahr nach Eingang der Ware beim Kunden.
Soweit unsere Lieferanten uns eine längere Gewährleistungsfrist einräumen, verlängert sich die Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden entsprechend.
- Für Ansprüche nach Ziffer 7 und dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

9. Rückgaberecht

- Der Kunde kann von uns gelieferte Verbrauchsmaterialien unter Angabe des Rückgabegrundes innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Die Frist beginnt ab Eingang der Ware beim Kunden. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder der Eingang der Mitteilung bei uns. Der Kunde trägt die Kosten der Rücksendung, es sei denn, wir haben eine andere als die bestellte Ware oder eine mangelhafte Ware geliefert. Er ist verpflichtet, die Ware im Packchen oder Paket zurückzusenden und eine Kopie des ausgefüllten Retourenscheins beizulegen. Dieser steht im Servicebereich unter www.mwdental.de/bzw.
www.mwdental.at zum Download zur Verfügung.
- Wir nehmen ausschließlich unbenutzte und ungeöffnete Waren in Originalverpackung, die keine Gebrauchsspuren aufweisen und nicht beschriftet und/oder beklebt sind, zurück.
- Bei Rückgabe erteilen wir dem Kunden eine Gutschrift in Höhe des gezahlten Kaufpreises der zurückgegebenen Ware.
- Reduzierte Waren oder auf Kundenwunsch beschaffte Waren sind vom Rückgaberecht ausgeschlossen. Das gleiche gilt für Waren, auf die Preisnachlässe (z. B. bei großen Mengen) gewährt wurden. Außerdem sind pharmazeutische Präparate aufgrund gesetzlicher Vorgaben vom Rückgaberecht ausgeschlossen.

10. Software

- Stellen wir mit unseren Erzeugnissen Software zur Verfügung, räumen wir dem Kunden sowie dem vom Kunden autorisierten Betreiber hieran das zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht ein, diese Software auf den Erzeugnissen, mit denen sie geliefert wurde, in unveränderter Form und für die in der Produktbeschreibung genannten Zwecke zu benutzen.
- Software und die dazugehörige Dokumentation dürfen nicht an Dritte – ausgenommen an vom Kunden autorisierte Betreiber – weitergegeben werden. Der Kunde darf Programme nicht kopieren, zurückentwickeln oder zurückübersetzen und keine Programmteile herauslösen.
- Das Nutzungsentgelt für die mit unseren Erzeugnissen zur Verfügung gestellte Software ist, soweit nicht anders vereinbart, im Kaufpreis enthalten. Erweiterungen der Leistungsfähigkeit von an den Kunden gelieferten Erzeugnissen durch Software erfolgt gegen Berechnung.
- Wenn der Kunde selbst oder in seinem Auftrag Dritte Servicearbeiten an den Erzeugnissen durchführen, bedarf es zuvor des Abschlusses eines Lizenzvertrages gegen Entgelt.

11. Eigentum, Eigentumsvorbehalt

- An Katalogen und sonstigen Produktbeschreibungen auch in elektronischer Form stehen uns die ausschließlichen Urheberrechtsrechte zu.
Der Nachdruck unserer Kataloge, auch auszugsweise, ist ebenso wie eine Verlinkung mit unserem Internetangebot und eine sonstige Nutzung des Internetangebots für eigene Zwecke, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Einwilligung zulässig.
- Bis zur vollständigen Erfüllung unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus einem Vertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung bleiben wir Eigentümer der Ware.
- Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszugeben und die Abtretung etwaiger Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. Nach Rücknahme der Ware sind wir zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des Kunden, abzüglich angemessener Verwertungskosten, angerechnet.

12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

- Diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlich zuständig für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten sind die für Bünden zuständigen Gerichte. Wir sind jedoch berechtigt, unsere Ansprüche gegen den Kunden auch am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben.

Stand April 2014

BESTELLUNGEN AUS ÖSTERREICH:

Bei Bestellungen aus Österreich beachten Sie bitte zusätzlich folgende Punkte:

Artikel

Einige Artikel aus dem M+W Katalog sind nicht aus Deutschland lieferbar. Erkundigen Sie sich bitte bei unseren Produktberatern.

Zahlung

Zahlungen bitte auf nachstehendes Konto. Bitte unbedingt den der Rechnung beiliegenden Zahlschein verwenden.

Dadurch wird die Überweisung für Sie gebührenfrei abgewickelt: Salzburger Sparkasse, IBAN: AT54204040000033423,

SWIFT/BIC: SBGSAZ25

Rückgabe

Rücksendung mit dem ausgefüllten Retourenschein – als Download im Servicebereich unter www.mwdental.at erhältlich – bitte ausreichend frankiert an:

M+W Dental Austria, Albert-Schweizer-Gasse 6, A-1140 Wien

Wenn Sie falsch bestellte Ware zurückgeben wollen und eine Neulieferung wünschen, schicken Sie bitte die Waren – wie links unten beschrieben – zur Gutschrift ein und geben Ihre Bestellung schriftlich oder telefonisch bei uns auf (nicht ins Paket legen).

Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht von Österreich unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts.

Ausschließlich zuständig für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten sind die für Wien zuständigen Gerichte. Wir sind jedoch berechtigt, unsere Ansprüche gegen den Kunden auch am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben.

BEI RÜCKGABE/UMTAUSCH ZU BEACHTEN:

Sollte Ihnen ein geliefertes M+W Produkt nicht zusagen – kein Problem. Machen Sie einfach von Ihrem Rückgabe-/Umtauschrecht Gebrauch. Damit alles reibungslos klappt, bitten wir Sie, die hier angegebenen Hinweise zu beachten. Vielen Dank!

- Innerhalb von 14 Tagen Rückgabe oder Umtausch
- Retourenschein (Download im Servicebereich unter www.mwdental.de bzw. www.mwdental.at) ausfüllen und beilegen
- Ausreichend frankieren
- Immer den genauen Grund angeben, um zeitraubende Rückfragen zu vermeiden
- Nur originalverpackte, ungeöffnete und nicht von Ihnen beschriftete Ware
- Keine Medikamente
- Auch kleine Artikel bitte nur im Packchen oder Paket zurücksenden (Briefumschläge können aufreißen!)

GARANTIEFRISTEN

Europäische Richtlinie für Verbrauchsgüter

Im Jahr 1999 hatten sich das Europäische Parlament und der EU-Ministerrat in der sog. Verbrauchsgüterrichtlinie auf eine europäeinheitliche Mindestgarantiefrist von 2 Jahren ab dem 01.01.2002 geeinigt.

Was ist ein Verbrauchsgüterkauf?

Ein Verbrauchsgüterkauf liegt vor, wenn eine Privatperson ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck vornimmt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. D.h., erwirbt ein Zahnarzt Waren für den persönlichen Gebrauch, handelt es sich um einen Verbrauchsgüterkauf. Er handelt als Nichtkaufmann.

Garantiefrist für Verbrauchsgüter: 2 Jahre

Wann handelt es sich um einen gewerblichen Kauf?

Ein gewerblicher Kauf liegt vor, wenn ein Kaufmann ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck vornimmt, der nicht den privaten Zwecken zugerechnet werden kann. D.h., erwirbt ein Zahnarzt Waren für seine Praxis, gilt dies nicht als Verbrauchsgüterkauf, sondern als gewerblicher Kauf. Er handelt als Kaufmann. Garantiefrist für gewerblichen Kauf: 1 Jahr

Verschiedene Hersteller bieten bereits eine Garantie über der gesetzlichen Anforderung von 1 Jahr.

Hinweise hierzu finden Sie bei den entsprechenden Geräten.

PS: Leuchtmittel, Akkus und Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen.