



MEDICAL GMBH
Mooswiesenstr. 9, D - 78112 St. Georgen
Tel.: 0 77 25/93 92-0, Fax: 0 77 25/93 92 91

BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Stand: 02.09.10

Arbeitsbereich: _____

Tätigkeit: _____

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG



AlproZyme

Weißes, körniges Pulver mit charakteristischem Geruch

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Produkt verursacht Verätzungen der Augen und der Haut.
Reizt die Atmungsorgane.
Sensibilisierung durch Einatmen möglich.
Wassergefährdender Stoff (WGK 2).

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Staub nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken und rauchen.
Verschiedene Reinigungsmittel nie mischen, außer es ist ausdrücklich angeordnet.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Verletzten erste Hilfe leisten, unbedingt auf Selbstschutz des Helfers achten.
Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.
Verschüttetes Produkt trocken aufnehmen.
Reste mit viel Wasser wegspülen.
Bereich gründlich reinigen.

Polizei 110
Feuerwehr 112

ERSTE HILFE



Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt: **Sofort** mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Notarzt Tel.: _____

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Kleinere Mengen mit reichlich Wasser verdünnen und im Abfluß zur Abwasserbehandlung geben.
Größere Mengen gekennzeichnete Gebinde mit genauer Bezeichnung an die Entsorgungsstelle geben.