

Die faszinierende Interaktion von Kraft und Leichtigkeit

Die schallaktivierbare oszillierende Endo-Spülspitze

für die hocheffiziente Reinigung des Wurzelkanalsystems. Kraftvoller Antrieb über Airscaler mit bis zu 6000 Hz. Dentin schonende Polyamid-Spitze für eine Fehler verzeihende, einfache Anwendung.



www.vdw-dental.com



EDDY™

Sonic Powered Endo Irrigation

EDDY™


Sonic Powered Endo Irrigation

Die innovative Endo-Spülspitze
für maximale Reinigungsleistung bei
minimalem Aufwand

- Schallbasierte Aktivierung von Spülflüssigkeiten
- Gründliche Reinigung von Isthmen und lateralen Kanälen auch bei gekrümmten Kanälen und komplexen Wurzelanatomien
- Verstärkter Reinigungseffekt durch Acoustic Streaming und Kavitation
- Geringes Bruchrisiko
- Dentin schonende Polyamid-Spitze
- Einfach und zeitsparend
- Sofort einsetzbar mit vorhandenem Airscaler

Acoustic Streaming

Kavitation



Einfach stark bei
5000 - 6000 Hz

EDDY™-kompatible Airscaler:

W&H ZA-55, NSK TI-Max S970, KaVo SONICflex 2003.
Weitere Hinweise zu EDDY™-kompatiblen Airscaler-
Handstücken siehe www.vdw-dental.com.

VW000378 Rev.0/19.02.2015

EDDY™

- 5 sterile Blister à 2 Spülspitzen

REF _____ V04 1441 000 000



EDDY™ Starter Kit

- 1 Airscaler Handstück von W&H, Modell Proxeo ZA-55 LM mit Licht und Leistungsregelung
- 20 sterile Blister à 2 EDDY™ Spülspitzen

REF _____ V04 1443 000 000



VDW GmbH

Bayerwaldstr. 15 • 81737 München • Deutschland
Tel. +49 89 62734-0 • Fax +49 89 62734-304
www.vdw-dental.com • info@vdw-dental.com

Endo Einfach Erfolgreich®