

# M+W BESTDEALS



GERÄTE & INSTRUMENTE < GÜLTIG BIS ZUM 04.01.2021



HAND- UND WINKELSTÜCKE Seite 2 – 9



PULVERSTRAHLGERÄTE Seite 3, 18 – 19



POLYMERISATIONSLAMPEN Seite 12 – 16



LABORGERÄTE Seite 44 – 51

Folgen Sie uns auf:



@mwdentalgmbh



@mwdental\_de



@mwdental\_de

# BEIM KAUF VON 3 INSTRUMENTEN AUF DIESEN SEITEN ERHALTEN SIE 15% RABATT

(Prime Line, Eco Line Hand- und Winkelstücke, Turbine, LED Schnellkupplung).

## MW select PRIME LINE TURBINE

### Technische Daten:

350.000 U/min  
Lautstärke: max. 55 dB  
Licht: 40.000 Lux  
Leistung: 25 Watt  
4-fach Spray, Keramiklagelager  
und Hartmetallspannzange  
Gewicht: 69 g  
Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm  
Thermodesinfizierbar und autoklavierbar  
Garantie 24 Monate + weitere  
12 Monate Garantieverlängerung  
auf die Arbeitszeit. Ersatzteile sind  
von der erweiterten 12-monatigen  
Verlängerung ausgenommen.

HP21KL für Multiflex Kupplung  
S-200 040 | 1 Stck. | € 695,00  
€ 590,75\*  
HP21NL für NSK Kupplung  
S-200 041 | 1 Stck. | € 695,00  
€ 590,75\*  
HP21SL für Sirona Kupplung  
S-200 042 | 1 Stck. | € 695,00  
€ 590,75\*  
HP21WL für W&H Kupplung  
S-200 043 | 1 Stck. | € 695,00  
€ 590,75\*



**MW Dental**  
MADE IN GERMANY

GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG  
AUF BIS ZU 36 MONATE



~~695,-~~  
**590,75\***

\* Sonderpreis abzgl. 15% Rabatt  
beim Kauf von 3 Instrumenten

## MW select ECO LINE TURBINE

### Technische Daten:

320.000 U/min  
Lautstärke: max. 62 dB  
Ausleuchtung über einen  
Glasfaserlichtstab  
Leistung: 24 Watt  
4-fach Spray, Keramiklagelager  
Gewicht: 63 g  
Standard Kopf:  
Ø 12,5 mm x H 14,3 mm  
Garantie 18 Monate + weitere  
12 Monate Garantieverlängerung  
auf die Arbeitszeit. Ersatzteile sind  
von der erweiterten 12-monatigen  
Verlängerung ausgenommen.

HE21KL für Multiflex Kupplung  
S-200 045 | 1 Stck. | € 395,00  
€ 335,75\*  
HE21NL für NSK Kupplung  
S-200 046 | 1 Stck. | € 395,00  
€ 335,75\*  
HE21SL für Sirona Kupplung  
S-200 047 | 1 Stck. | € 395,00  
€ 335,75\*  
HE21WL für W&H Kupplung  
S-200 048 | 1 Stck. | € 395,00  
€ 335,75\*



**MW Dental**  
MADE IN GERMANY

GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG  
AUF BIS ZU 30 MONATE



~~395,-~~  
**335,75\***

\* Sonderpreis abzgl. 15% Rabatt  
beim Kauf von 3 Instrumenten

## MW select LED SCHNELLKUPPLUNG

Garantie 24 Monate + weitere  
12 Monate Garantieverlängerung  
auf die Arbeitszeit. Ersatzteile sind  
von der erweiterten 12-monatigen  
Verlängerung ausgenommen.

QC6016K 4-Loch  
S-200 060 | 1 Stck. | € 169,00  
€ 143,65\*  
QC6016KW 4-Loch,  
mit Wasserregulierung  
S-200 061 | 1 Stck. | € 189,00  
€ 160,65\*



**MW Dental**  
MADE IN GERMANY



~~169,-~~ ab  
**143,65\***

\* Sonderpreis abzgl. 15% Rabatt  
beim Kauf von 3 Instrumenten



## ECO LINE HAND-UND WINKELSTÜCKE

Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverlängerung auf die Arbeitszeit.  
Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen.

### ECO LINE Winkelstück:

LE15L rot, Übersetzung 1:5, FG-Schaft,  
200.000 U/min, 3-fach Spray, mit Licht  
S-200 050 | 1 Stck. | **€ 595,00**  
€ 505,75\*

LE11L blau, Übertragung 1:1, WST-Schaft,  
40.000 U/min., einzelne Sprühöffnung,  
mit Licht  
S-200 051 | 1 Stck. | **€ 395,00**  
€ 335,75\*

LE21L grün, Untersetzung 2:1, WST-Schaft,  
20.000 U/min, einzelne Sprühöffnung,  
mit Licht  
S-200 052 | 1 Stck. | **€ 395,00**  
€ 335,75\*

### ECO LINE Handstück:

LE01 blau, Übertragung 1:1, HP Fräser,  
40.000 U/min, einzelne Sprühöffnung,  
ohne Licht  
S-200 053 | 1 Stck. | **€ 250,00**  
€ 212,50\*



**M+W Dental**  
MADE IN GERMANY

GARANTIE-  
VERLÄNGERUNG  
AUF BIS ZU 36 MONATE



250,- ab  
**212,50\***

\* Sonderpreis abzgl. 15% Rabatt  
beim Kauf von 3 Instrumenten



## PULVERSTRAHLGERÄT

### Pulverstrahlgerät:

Kavo Anschluss  
S-200 074 | 1 Stck. | **€ 569,00**

Sirona Anschluss  
S-200 075 | 1 Stck. | **€ 569,00**

### Starter Paket:

1 M+W Pulverstrahlgerät KaVo Anschluss,  
1 M+W LED Schnellkupplung QC6016KW  
S-200 080 | 1 Paket | **€ 758,00**  
€ 599,00

### Prophylaxe Paket:

1 M+W Pulverstrahlgerät KaVo Anschluss,  
je 5 x 300 g M+W Prophyl Top  
Prophylaxepulver Zitrone, Minze  
S-200 081 | 1 Paket | **€ 738,00**  
€ 579,00

### Prophylaxe Paket:

1 M+W Pulverstrahlgerät Sirona Anschluss,  
je 5 x 300 g M+W Prophyl Top  
Prophylaxepulver Zitrone, Minze  
S-200 082 | 1 Paket | **€ 738,00**  
€ 579,00

NEU

**159,-**  
SPAREN  
MIT UNSEREN  
AKTIONSPAKETEN

- Ergonomische, kompakte Form
- 360° RotoGrip®-System
- 24 Monate Garantie
- KaVo und Sirona Anschluss



Starter Paket  
inkl. M+W LED Schnellkupplung QC6016KW

Prophylaxe Paket  
je 5 x 300 g M+W Prophyl Top Prophylaxepulver Zitrone und Minze

ab **569,-**



Einführungsangebot!

# 4+1

## BEIM KAUF VON 5 NSK INSTRUMENTEN NACH WAHL IST DAS GÜNSTIGSTE IM GESAMTPREIS ENTHALTEN.

(Ti-Max X Hand- und Winkelstücke mit Licht und Ti-Max Z Turbinen).

Auslieferung der Instrumenten-Aktionen erfolgt direkt durch Firma NSK. Bitte geben Sie bei Bestellung „NSK Aktion“ an.

### Ti-Max X Hand- und Winkelstücke mit Licht

Garantie 2 Jahre.

#### Winkelstück Ti-Max X95L:

4-fach Spray, 1:5 Übersetzung, FG-Schaft  
S-917 825 | 1 Stck. | € 739,00  
€ 629,00

#### Winkelstück Ti-Max X25L:

1-fach Spray, 1:1 Übertragung  
S-917 826 | 1 Stck. | € 549,00  
€ 445,00

#### Winkelstück Ti-Max X15L:

1-fach Spray, 4:1 Untersetzung  
S-917 827 | 1 Stck. | € 625,00  
€ 525,00

#### Handstück Ti-Max X65L:

1-fach Spray, 1:1 Übertragung  
S-598 844 | 1 Stck. | € 615,00  
€ 549,00



# 4+1

BIS ZU 35% SPAREN

**NSK**

549,- ab  
**445,-**



### Ti-Max Z Turbinen

#### Z800KL Mini-Kopf:

für KaVo Multiflex Kupplungen  
S-798 880 | 1 Stck. | € 725,00  
€ 629,00

#### Z800SL Mini-Kopf:

für Sirona Schnelkkupplung  
S-798 881 | 1 Stck. | € 725,00  
€ 629,00

#### Z900KL Standard-Kopf:

für KaVo Multiflex Kupplungen  
S-798 882 | 1 Stck. | € 725,00  
€ 629,00

#### Z900SL Standard-Kopf:

für Sirona Schnelkkupplung  
S-798 883 | 1 Stck. | € 725,00  
€ 629,00



**NSK**

725,-  
**655,-**



### Ti-Max X Chirurgie-Winkelstücke

Garantie: 12 Monate.

#### Ti-Max X-DSG20L 20:1:

mit Doppeldichtsystem, mit Licht  
S-898 077 | 1 Set | € 919,00  
€ 799,00

#### Ti-Max X-DSG20 20:1:

mit Doppeldichtsystem, ohne Licht  
S-898 078 | 1 Set | € 720,00  
€ 650,00

#### Ti-Max X-SG20L 20:1:

mit Licht  
S-898 079 | 1 Set | € 885,00  
€ 785,00



Nicht mit 4+1 Aktion kombinierbar.

**NSK**

720,- ab  
**650,-**



### Ti-Max Aircaler mit Licht

Garantie: 12 Monate.

#### Ti-Max Aircaler für KaVo\*

**MULTiflex Kupplung S970KL:**  
1 Aircaler, 1 Drehmomentschlüssel,  
je 1 Spitzenaufsatz S1, S2, S3,  
1 Tip Cover L (Aufsatzschutz)  
S-159 085 | 1 Set | € 915,00  
€ 799,00

#### Ti-Max Aircaler für Sirona\*

**Schnelkkupplung S970SL:**  
1 Aircaler, 1 Drehmomentschlüssel,  
je 1 Spitzenaufsatz S1, S2, S3,  
1 Tip Cover L (Aufsatzschutz)  
S-159 086 | 1 Set | € 915,00  
€ 799,00



Nicht mit 4+1 Aktion kombinierbar.

**NSK**

915,-  
**799,-**



## S-Max M Lichtturbinen

Herstellergarantie M800/M900  
Serie Turbinen: 24 Monate.

### Direktanschluss an KaVo® Kupplung:

S-Max M800KL Mini-Kopf,  
Kopfgröße Ø 10,6 x 12,5 mm  
S-759 015 | 1 Stck. | € 549,00  
€ 354,00

S-Max M900KL Standard-Kopf,  
Kopfgröße Ø 12,1 x 13,5 mm  
S-759 016 | 1 Stck. | € 549,00  
€ 354,00

### Direktanschluss an Sirona® Kupplung:

S-Max M800SL Standard-Kopf,  
Kopfgröße Ø 12,1 x 13,5 mm  
S-759 017 | 1 Stck. | € 549,00  
€ 354,00

S-Max M900 SL Mini-Kopf,  
Kopfgröße Ø 10,6 x 12,5 mm  
S-759 018 | 1 Stck. | € 549,00  
€ 354,00

Nicht mit 4+1 Aktion kombinierbar.



## S-Max M Hand- und Winkelstücke

Garantie: 24 Monate.

**Winkelstück S-Max M95L mit Licht rot,**  
4-fach Spray, 1:5 Übersetzung,  
Keramikgugellager, FG-Schaft  
S-698 890 | 1 Stck. | € 599,00  
€ 418,00

**Winkelstück S-Max M25L mit Licht blau,**  
1-fach Spray, 1:1 Übertragung  
S-698 891 | 1 Stck. | € 459,00  
€ 295,00

**Winkelstück S-Max M15L mit Licht grün,**  
1-fach Spray, 4:1 Untersezung  
S-698 892 | 1 Stck. | € 539,00  
€ 329,00

**Handstück S-Max M65 ohne Licht blau,**  
1-fach-Spray, 1:1 Übertragung  
S-698 893 | 1 Stck. | € 319,00  
€ 224,00

Nicht mit 4+1 Aktion kombinierbar.



**NSK**

319,- ab

224,-

BIS ZU  
**39%**  
SPAREN



**NSK**

549,-

354,-

**35%**  
SPAREN

## SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter:  
**0 60 42 / 88 00 88**  
Mo, Di, Do 7.30 - 17.30 Uhr  
Mi 7.30 - 17.00 Uhr | Fr 7.30 - 16.00 Uhr



App:  
**heja+**  
(Apple Store/Play Store)



Online via Web:  
**www.mwdental.de**  
**www.mwdental.at** (Österreich)



Freefax:  
**00 800 / 88 00 80 01**  
(Gültig für Deutschland  
und Österreich)



**Ruck-Zuck-Lieferservice**  
Alles was Sie bis 17.00 Uhr  
bestellen, wird am selben Tag  
bearbeitet und versendet.



**Porto sparen**  
Ab einem Nettowarenwert von € 150,-  
erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

## ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

### Garantie

Sie erhalten stets frische Ware. Die in  
diesem Katalog gelisteten Artikel sind  
zu 99 % lieferbar. Auslaufprodukte jedoch  
nur solange der Vorrat reicht.

### Preise

Alle angegebenen Preise verstehen sich in  
€ netto, zuzüglich der jeweils landesgültigen  
MwSt. und sind gültig bis zum 04.01.2021.

### Rabatt

Informationen zu unserem Rabatt-System  
erhalten Sie unter der Telefonnummer:  
0 60 42 / 88 00 88

### Frachtkosten

Frei Haus-Lieferungen bei Bestellungen  
ab einem Nettowarenwert von € 150,-  
innerhalb Deutschlands und Österreichs.  
Unter einem Nettowarenwert von € 150,-  
berechnen wir die Versandkosten nach  
tatsächlichem Aufwand.

### Lieferung

Der Versand erfolgt schnellstmöglich per  
privatem Zustelldienst direkt ab M+W Dental  
in Büdingen. Lieferungen, auch frei Haus, auf  
Gefahr des Bestellers. Eventuelle Transpor-  
tschäden oder Fehllieferungen bitte sofort  
telefonisch mitteilen.

### Mindestbestellwert

Für Ihre Bestellung bei M+W gibt es keinen  
Mindestbestellwert. Für Kleinbestellungen  
mit einem Nettobestellwert unter € 40,-  
(ohne Versandkosten) berechnen wir einen  
Mindermengenzuschlag von € 4,90.

### Zahlung

Die Rechnung liegt Ihrer Lieferung bei und  
ist innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu  
bezahlen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen  
Bezahlung Eigentum von M+W Dental.

### Rückgaberecht

Sie haben innerhalb von 14 Tagen ein  
Rückgaberecht bei originalverpackter Ware.  
Das Rückgaberecht gilt jedoch nicht für

Medikamente und Sonderbestellungen.  
Bitte beachten: Ware transportsicher ver-  
packen, Retourenschein beilegen und  
ausreichend frankiert zurücksenden.

### Erfüllungsort

Erfüllungs- und Gerichtsort ist Büdingen.

### Sonstiges

© M+W Dental, Büdingen. Nachdruck aus  
diesem Katalog, auch auszugsweise, ist ohne  
Genehmigung nicht gestattet. Irrtümer,  
Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
Wir sind bemüht, immer aktuelle Fotos im  
Katalog abzubilden, die Abbildungen sind  
jedoch nicht verbindlich.

# 4+1

BEIM KAUF EINES INSTRUMENTEN-PAKETES, BESTEHEND AUS 5 INSTRUMENTEN NACH WAHL (MASTER-, UND EXPERT-SERIE) ERHALTEN SIE EINEN PREIS-NACHLASS IN HÖHE DES GÜNSTIGSTEN INSTRUMENTES IM GEWÄHLTEN PAKET.

## EXPERTmatic ohne Licht

Garantie 18 Monate.

EXPERTmatic E25 C rot, 1:5, FG-Schaft  
S-282 848 | 1 Stck. | € 849,00  
€ 749,00

EXPERTmatic E20 C blau, 1:1, WST-Schaft  
S-282 849 | 1 Stck. | € 598,00  
€ 538,00

EXPERTmatic E15 C grün, 5,4:1, WST-Schaft  
S-282 850 | 1 Stck. | € 669,00  
€ 599,00

EXPERTmatic E10 C blau, 1:1 Handstück  
S-282 851 | 1 Stck. | € 379,00  
€ 339,00

**KAVO**  
Dental Excellence



## MASTERmatic Serie

Schnellaufwinkelstück M25L rot,  
1:5, FG-Schaft  
S-182 070 | 1 Stck. | € 1.198,00  
€ 999,00

Unterteil M20L blau, 1:1  
S-182 071 | 1 Stck. | € 559,00  
€ 449,00

Unterteil M07L grün, 2,7:1  
S-182 072 | 1 Stck. | € 635,00  
€ 571,00

Unterteil M29L grün, 7,4:1  
S-182 073 | 1 Stck. | € 749,00  
€ 674,00

Handstück M10L blau, 1:1  
S-182 074 | 1 Stck. | € 798,00  
€ 718,00



**KAVO**  
Dental Excellence



# 3+1

BEIM KAUF EINES INSTRUMENTEN-PAKETES, BESTEHEND AUS 4 INSTRUMENTEN NACH WAHL (MASTER-SERIE) ERHALTEN SIE EINEN PREIS-NACHLASS IN HÖHE DES GÜNSTIGSTEN INSTRUMENTES IM GEWÄHLTEN PAKET.

## EXPERTmatic mit Licht

Garantie 18 Monate.

EXPERTmatic E25 L rot,  
1:5, FG-Schaft  
S-282 845 | 1 Stck. | € 798,00  
€ 718,00

EXPERTmatic E20 L blau,  
1:1, WST-Schaft  
S-282 846 | 1 Stck. | € 599,00  
€ 539,00

EXPERTmatic E15 L grün,  
5,4:1, WST-Schaft  
S-282 847 | 1 Stck. | € 629,00  
€ 566,00

**KAVO**  
Dental Excellence



## EXPERTtorque E680 L

Garantie: 18 Monate.

EXPERTtorque E680 L  
S-282 841 | 1 Stck. | € 705,00  
€ 634,00



**KAVO**  
Dental Excellence



## MASTERtorque

2 Jahre Herstellergarantie.

MASTERtorque M8700L Mini  
S-182 075 | 1 Stck. | € 1.020,00  
€ 918,00

MASTERtorque M9000L  
S-182 899 | 1 Stck. | € 1.020,00  
€ 918,00



**KAVO**  
Dental Excellence



## BEIM KAUF EINES INSTRUMENTS (MASTER- ODER EXPERT-SERIE) IST EINE MULTI LED LAMPE IM PREIS ENTHALTEN.

### MULTI LED Lampe

#### für Intra Lux Motoren und MULTIflex LUX Kupplungen:

tageslichtähnliche Farbtemperatur von 5.500 Kelvin, optimale Lichtfokussierung, keine Blendwirkung durch Streulicht, lange Lebensdauer. Bitte beachten, dass die Behandlungseinheit folgende Anschlusswerte für die Versorgungsspannung erfüllt: Spannungsbereich 3,0 – 3,6 V DC, Nennspannung 3,4 V DC, Strom 120 mA

S-082 887 | 1 Stck. | € 66,90



**KAVO**  
Dental Excellence



### SMARTmatic

Garantie: 12 Monate.

#### Handstück S10 S blau:

1:1, mit Spray, max. 40.000 U/Min.,  
für Hand- und Winkelstückbohrer  
S-182 080 | 1 Stck. | € 219,00  
€ 199,00

#### Winkelstück S20 S blau:

1:1 mit Spray, max. 40.000 U/Min.  
S-182 081 | 1 Stck. | € 229,00  
€ 199,00

#### Prophy-Winkelstück S31 grün:

8:1, max. 20.000 U/Min.,  
für Screw-In und Snap-On  
S-182 082 | 1 Stck. | € 279,00  
€ 249,00

#### Prophy-Handstück S19 grün:

8:1, max. 20.000 U/Min.,  
für Einweg-Prophylaxeaufsätze  
(z. B. nach Young)  
S-182 083 | 1 Stck. | € 182,00  
€ 159,00

### SURGmatic Chirurgie Winkelstücke

#### SURGmatic S201 L mit Licht grün

S-182 085 | 1 Stck. | € 1.259,00  
€ 1.149,00



**KAVO**  
Dental Excellence



### SONICflex quick 2008

SONICflex quick 2008 L  
für KaVo Kupplung, ohne Einsätze,  
mit Drehmomentschlüssel

S-182 040 | 1 Stck. | € 1.485,00  
€ 1.336,00

SONICflex quick 2008 LS  
für Sirona Kupplung, ohne Einsätze,  
mit Drehmomentschlüssel

S-182 041 | 1 Stck. | € 1.485,00  
€ 1.336,00



**KAVO**  
Dental Excellence



### SONICflex LUX 2003 LX

SONICflex LUX 2003 LX ohne Einsätze,  
mit Drehmomentschlüssel

S-182 011 | 1 Stck. | € 1.485,00  
€ 1.336,00



**KAVO**  
Dental Excellence



**KAVO**  
Dental Excellence

## Synea Fusion Aktionspakete

Die Lieferung der Aktionspakete erfolgt direkt ab Fa. W&H.

**39%**

**SPAREN**  
GEGENÜBER  
EINZELKAUF

### Aktionspaket 1

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-99LT  
S-759 065 | 1 Paket | € 2.158,00  
€ 1.080,00



### Aktionspaket 2

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-56LT  
S-759 066 | 1 Paket | € 1.496,00  
€ 748,00



### Aktionspaket 3

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-66LT  
S-759 067 | 1 Paket | € 1.774,00  
€ 888,00



### Aktionspaket 4

2 x Synea Fusion Handstück HG-43A  
S-759 068 | 1 Paket | € 1.086,00  
€ 544,00



### Aktionspaket 5

2 x Synea Fusion Turbine TG-98  
S-759 069 | 1 Paket | € 1.696,00  
€ 848,00



### Aktionspaket 6

2 x Synea Fusion Turbine TG-98LM  
S-759 070 | 1 Paket | € 1.696,00  
€ 848,00



ab **544,-**



## Synea Vision Hand- und Winkelstücke

### Schnelllauf-Winkelstück WK-99LT rot:

1:5, 5-fach Spray, Kopf Ø 9,5 mm, FG-Schaft  
S-459 065 | 1 Stck. | € 1.169,00  
€ 1.025,00

### Schnelllauf-Winkelstück WK-93LT rot:

1:4,5, 5-fach Spray, Kopf Ø 9,1 mm, FG-Schaft  
S-459 066 | 1 Stck. | € 1.169,00  
€ 1.025,00

### Winkelstück WK-56LT blau:

1:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft  
S-459 067 | 1 Stck. | € 795,00  
€ 699,00

### Untersetzungs-Winkelstück WK-66LT grün:

2:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft  
S-459 068 | 1 Stck. | € 869,00  
€ 765,00

### Untersetzungs-Winkelstück WK-86LT grün:

8:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft  
S-459 069 | 1 Stck. | € 949,00  
€ 835,00

### Handstück HK-43LT blau:

1:1, 1fach-Spray, Drehspannung mit Verriegelung  
S-459 070 | 1 Stck. | € 779,00  
€ 685,00



Schnelllauf-Winkelstück WK-99LT rot



Handstück HK-43LT blau



ab **685,-**



## Synea Vision Turbinen

### TK-97 L:

Mini-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht 5-fach Ring LED+, Durchzugskraft 18 W bzw. 21 W ab SN-06030  
S-459 062 | 1 Stck. | € 1.113,00  
€ 979,00

### TK-98L:

Midi-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht 5-fach Ring LED+, Durchzugskraft 21 W bzw. 24 W ab SN-07939  
S-459 063 | 1 Stck. | € 1.113,00  
€ 979,00

### TK-97LM:

Mini-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht Kompaktglasstab, Durchzugskraft 18 W bzw. 21 W ab SN-01475  
S-459 060 | 1 Stck. | € 939,00  
€ 826,00

### TK-98LM:

Midi-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht Kompaktglasstab, Durchzugskraft 21 W bzw. 24 W ab SN-02151  
S-459 061 | 1 Stck. | € 939,00  
€ 826,00



TK-98L



TK-97LM



ab **826,-**



## Kupplungen

### Roto Quick-Kupplung RQ-34:

6-Loch-Anschluss, regelbares Spray, Rücksaugstopp, für Turbinen mit Licht  
S-198 835 | 1 Stck. | € 265,00  
€ 233,00

### Roto Quick-Kupplung RQ-24:

6-Loch-Anschluss, ohne Sprayregulierung, mit Rücksaugstopp, für Turbinen mit Licht  
S-198 872 | 1 Stck. | € 240,00  
€ 211,00



ab **211,-**





855,-  
699,-



## TwinPower Turbinen

**Technische Daten:**  
Druckknopf Spannsystem  
Drehzahl: 350.000 U/Min.  
Licht: 25.000 Lux, 3 Spraydüsen  
Kopfdurchmesser: 12,0 mm  
Kopfhöhe: 13,2 mm  
Gewicht: 53 g  
Garantie: 24 Monate

| Kupplung           | TwinPower Turbine 4HX-O |
|--------------------|-------------------------|
| für KaVo MULTiflex | S-398 876               |
| für Sirona         | S-398 877               |
| für W&H Kupplung   | S-398 878               |
| je Stck.           | € 885,00<br>€ 699,00    |

## Proxeo Handstück HP-44M + Prophy-Winkelstücke

### Starter-Kit:

1 Proxeo Handstück  
+ 375 Einweg-Ansätze Contra Elite  
S-500 010 | 1 Kit | € 299,00


1 Proxeo Handstück  
+ 375 Einweg-Ansätze Classic Elite  
S-500 011 | 1 Kit | € 299,00

1 Proxeo Handstück  
+ 375 Einweg-Ansätze Contra Petite Web  
S-500 012 | 1 Kit | € 299,00

1 Proxeo Handstück  
+ 375 Einweg-Ansätze Classic Petite Web  
S-500 013 | 1 Kit | € 299,00

35%  
SPAREN  
GEGENÜBER  
EINZELKAUF

TESTEN SIE DAS  
„PROPHYLAXE-SYSTEM“  
**KOSTENLOS\***  
\* WEITERE INFORMATIONEN  
UNTER [INFO@YDN.DE](mailto:info@ydn.de)  
ODER 0 62 21 / 43 45 442



YOUNG  
INNOVATIONS

299,-



» Besonders hygienisch und effizient

## Intensiv Swingle

### Vorteile:

- Effizienter Einsatz oszillierender Feilen & Strips in freier Bewegung oder fixierter Position mit einem Winkelstück
- Hub 0,9 mm; 20.000 oszillierende Bewegungen bei 40.000 U/Min
- Winkelstück mit integriertem Wasserspray und Licht
- Umfangreiche Sicht auf das Operationsfeld
- 12 fixierte Positionen innerhalb 360°
- Sicherer, rutschfester Halt

24 Monate Herstellergarantie.

### Professional Kit mit Licht:

- 1 Winkelstück WG-69LT Cons W&H Synea mit Licht
  - 1 Ausstoßer Ref. 053,
  - 1 Düsenreiniger Ref. 054,
  - 3 Proxoshape Coarse Ref. PSC80
  - je 2 Proxoshape Ref. PS1, PS2, PS3
- S-243 232 | 1 Kit | € 995,00  
€ 875,00

### Professional Kit ohne Licht:

- 1 Winkelstück WG-69A Cons W&H Synea ohne Licht
  - 1 Ausstoßer Ref. 053
  - 1 Düsenreiniger Ref. 054
  - 3 Proxoshape Coarse Ref. PSC80
  - je 2 Proxoshape Ref. PS1, PS2, PS3
- S-838 832 | 1 Kit | € 995,00  
€ 875,00



Intensiv  
SWINGLERS PRODUKT

995,-  
875,-



# M+W REPAIR & CARE

unser schneller und zuverlässiger Reparaturservice für Sie.

Wir sorgen mit unserem hochqualifizierten Reparaturservice M+W Repair & Care dafür, dass Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden und sparen Ihnen dadurch wertvolle Zeit und Kosten.

## Wir reparieren für Sie:

- Hand- und Winkelstücke
- Turbinen
- Mikromotoren
- Kupplungen
- Schläuche
- ... und vieles mehr

## Von folgenden Herstellern:



... und weiteren führenden Herstellern.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

➤ **Schneller** Abhol- und Zustellservice 

➤ **Im Laufe von 2 bis 3 Werktagen** nach Eingang erhalten Sie einen **verbindlichen Kostenvoranschlag** mit einer Auflistung aller zu ersetzender Bauteile



➤ **Sie haben zu jeder Zeit die Kontrolle** – es wird nichts ohne Ihre Zustimmung gemacht



➤ **Im Laufe von 2 bis 3 Werktagen nach Ihrer Auftragsfreigabe** verlässt Ihr repariertes Instrument i.d.R. unsere Werkstatt



➤ **6 Monate Garantie** auf unsere Reparaturen



➤ **SCHONEN SIE DIE UMWELT** UND LASSEN SIE VON UNS IHRE INSTRUMENTE REPARIEREN, ANSTATT SIE ZU ENTSORGEN!



# REPARATUR ZUM **FIX-PREIS\*** INKL. ARBEITSZEIT

**KAVO**  
Dental Excellence

€ 299,-

## **Rotorwechsel mit Original-Rotor KaVo Turbinen Typ:**

630 / 640 / 645 / 645B / 650 /  
655 / 660 / 7000 / 8000 / 9000

### **Leistung:**

- Demontage in alle Einzelteile
- Austausch des Rotors
- Tausch aller Dichtungsringe
- Einlaufen auf dem Prüfstand
- Endkontrolle nach Werksform



**KAVO**  
Dental Excellence

€ 299,-

## **Erneuern des Kopftriebes mit Originalersatzteil KaVo rote Winkelstücke Typ:**

24LN / 25LHC / 25LP / E25L

### **Leistung:**

- Demontage in alle Einzelteile
- Instandsetzung des Spraysystems (Dichtheit / Verstopfungen)
- Überprüfung aller Getriebekomponenten
- Austausch des Kopftriebes
- Tausch aller Dichtungsringe
- Einlaufen auf dem Prüfstand
- Endkontrolle nach Werksform



**PS: Sollten weitere Triebe für die Reparatur notwendig sein, so werden diese mit 10% rabattiert.**

**Dentsply**  
Sirona

€ 379,-

## **Rotorwechsel mit Original-Rotor Sirona Turbinen Typ:**

T1/T2 Control /  
T2 Racer und T2 Mini

### **Leistung:**

- Demontage in alle Einzelteile
- Austausch des Rotors
- Tausch aller Dichtungsringe
- Einlaufen auf dem Prüfstand
- Endkontrolle nach Werksform



**NSK**



10%

Bei Reparaturen der Hersteller –  
NSK / W&H – gewähren wir  
Ihnen **10% Rabatt auf den  
Grundaufwand und auf  
das teuerste Ersatzteil.**

CODE: 43

Gültig bis 04.01.2021

\* Die Reparaturpakete beinhalten alle für die jeweilige Reparatur anfallenden Kosten. Die Aktion ist bis zum 04.01.2021 nur unter Angabe des **Codes 43** gültig und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

BEAUFTRAGEN SIE NOCH HEUTE DIE ABHOLUNG  
IHRER ZU REPARIERENDEN GERÄTE:

Hotline: 0 60 42 / 88 00 88 E-Mail: [repair@mw dental.de](mailto:repair@mw dental.de)

# ALT GEGEN NEU

## M+W select SUPERLITE 1300

### Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm  
Lichtintensität: max. 1'300 mW  
Wellenlängenbereich: 430 – 490 nm  
Gewicht: Ladegerät 560 g,  
Handstück 245 g (inkl. Akku und Lichtleiter)  
Länge Handstück: 196 mm  
(inklusive Lichtleiter)  
Maße Ladestation (L x B x H):  
180 x 130 x 66 mm  
Akku: Li-Ion 2200 mAh, 3,7 V  
Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

M+W Superlite 1300

S-100 045 | 1 Stck. | € 339,00



339,-



€ 100,-  
GUTSCHRIFT

BEI RÜCKGABE  
IHRES ALT-GERÄTES

## AM Edelingh Hochleistungs-Polymerisationslampe

### Technische Daten:

Batterie: starke Li-Ionen Batterie  
für bis zu 4.000 Sek. Arbeitszeit  
Kopfgröße: 14 mm Höhe,  
16 mm Durchmesser  
Handstück: 215 mm Länge,  
165 g Gewicht  
24 Monate Garantie

€ 200,-  
GUTSCHRIFT

BEI RÜCKGABE  
IHRES ALT-GERÄTES

### Lieferumfang:

Handstück, 1 Ladekabel, 50 Einweghüllen,  
1 Halter, ausführliche Gebrauchsanweisung  
schwarz

S-144 000 | 1 Stck. | € 729,00

weiß

S-144 006 | 1 Stck. | € 729,00



729,-



## VALO/VALO® Cordless LED-Polymerisationsleuchten

### Technische Daten:

Länge: 20,5 cm  
Gewicht: 77 g bei  
Version Netzgerät,  
170 g bei Version Cordless,  
Leuchtenkopf:  
H 11,4 mm, B 13,3 mm,  
Durchmesser Linse: 9,6 mm  
im Abstand von 10 mm –  
Lichtkreisdurchmesser 11,7 mm  
Garantie: 3 Jahre

### VALO® Cordless Kit

(1 Polymerisationsleuchte, 1 Ladestation inkl.  
Netzteil, 4 aufladbare Batterien, 1 Handstück-  
halter, 50 Cordless Hygieneschutzhüllen)

| Farbe                |            |
|----------------------|------------|
| UP5941 Schwarz       | S-076 010  |
| UP5945 Fuchsia       | S-076 014  |
| UP5946 Teal (Türkis) | S-076 013  |
| je Kit               | € 1.069,00 |



### VALO® Grand Cordless Kit

(1 VALO Grand LED-Polymerisationsleuchte, 4 Wiederaufladbare  
Batterien, 1 Batterieladegerät, 1 Ladegerät-Netzteil, 1 Handstück-  
halter, 1 VALO Grand Light Shield, 50 Hygieneschutzhüllen)

| Farbe    |            |
|----------|------------|
| Black    | S-141 592  |
| Red Rock | S-343 584  |
| Midnight | S-343 583  |
| je Kit   | € 1.399,00 |



€ 300,-  
GUTSCHRIFT

BEI RÜCKGABE  
IHRES ALT-GERÄTES



ab 1.020,-



### VALO® Kit

(1 Polymerisationsleuchte mit Kabel ca. 2,13 m,  
1 Universal-Netzteil mit Kabel ca. 1,83 m,  
1 Light Shield, 1 Handstück-Halter,  
50 Hygieneschutzhüllen):

UP5919 Schwarz  
S-076 000 | 1 Kit | € 1.020,00



# ALT GEGEN NEU

## Bluephase G4

### Technische Daten:

Lichtleistung: bis zu 1.200 mW/cm<sup>2</sup>  
Wellenlängenbereich: 385 – 515 nm  
Garantie 3 Jahre, auf Akku 1 Jahr

1 Handstück, 1 Ladegerät,  
1 Netzkabel, 1 Akku, 1 Handstück-  
ablage, 1 Lichtleiter 10 mm  
S-191 000 | 1 Stck. | € 1.139,00

Bluephase G4 + Radiometer  
S-191 001 | 1 Stck. | € 1.289,00

€ 250,-  
**GUTSCHRIFT**

BEI RÜCKGABE  
IHRES ALT-GERÄTES

> Lichtintensität  
1.200 mW/cm<sup>2</sup>



ivoclar  
vivadent:  
passion vision innovation

ab 1.139,-



## Smartlite Pro

### Technische Daten:

Lichtleistung von ~1250 mW/cm<sup>2</sup>  
Wellenlängenbereich Cure Aufsatz:  
450 – 480 nm (Intensitäts-  
maximum bei ca. 465 nm)  
Handstück mit Akku: 120 Gramm

### Basispackung:

1 Handstück, 1 Cure Tip, 2 Akkus,  
1 Ladestation mit integriertem  
Radiometer, 3 Lichtschutzschild,  
Netzteil mit USB-Ladekabel,  
Schutzhüllen, Gebrauchsanweisung,  
Aushärtungsübersicht  
S-188 089 | 1 Stck. | € 1.235,00

### Einführungspackung:

1 Handstück, 1 Cure Tip, 2 Akkus,  
1 Illumination Tip,  
1 Ladestation mit  
integriertem Radiometer,  
3 Lichtschutzschild, Netzteil  
mit USB-Ladekabel,  
Schutzhüllen, Gebrauchsan-  
weisung, Aushärtungsübersicht  
S-188 088 | 1 Stck. | € 1.329,00

NEU

€ 150,-  
**GUTSCHRIFT**

BEI RÜCKGABE  
IHRES ALT-GERÄTES



> inkl. Transilluminations-Tip  
+ 2. Akku

Dentsply  
Sirona

ab 1.235,-



## Bluephase 3s PowerCure

### Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill System Kit Cavifil/Spritze:

1 Bluephase PowerCure,  
20 x 0,2 g Tetric PowerFill Cavifils IVA,  
2 g Tetric PowerFlow Spritze IVA,  
2 ml Adhese Universal System Kit VivaPen,  
30 Aufsteckkanülen, 20 Schutzhüllen  
S-219 150 | 1 Pckg. | € 1.479,00

### Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill System Kit Spritze:

1 Bluephase PowerCure,  
3 g Tetric PowerFill Spritze IVA,  
2 g Tetric PowerFlow Spritze IVA,  
2 ml Adhese Universal System Kit VivaPen,  
30 Aufsteckkanülen, 20 Schutzhüllen  
S-219 151 | 1 Pckg. | € 1.479,00

INKLUSIVE  
VERBRAUCHSMATERIAL  
IM WERT VON € 186,-

INKLUSIVE  
VERBRAUCHSMATERIAL  
IM WERT VON € 141,-

Bluephase PowerCure 100-240V  
S-091 098 | 1 Pckg. | € 1.479,00

> Lichtintensität  
3.000 mW/cm<sup>2</sup>

€ 250,-  
**GUTSCHRIFT**

BEI RÜCKGABE  
IHRES ALT-GERÄTES



ivoclar  
vivadent:  
passion vision innovation

1.479,-



## D-Light Pro

### Aktionspackung:

- D-Light Pro Kit
- Handstückhülle
- Elektronikmodul
- Lichtleiter 8 mm
- 2 x Akku
- Ladestation
- Netzteil
- EU/UK-Adapter
- 1 x fester Augenschutz
- 3 x weicher Augenschutz
- + 3 x G-ænia Universal Injectable A2 Spritze 1 ml (1,7 g)
- + 1 x G-ænia Universal Injectable A3 Spritze 1 ml (1,7 g)
- + 20 x Dispensing Tip Long Needle, 2 x Lichtschutzkappe

S-047 008 | 1 Pckg. | € 1.434,00  
€ 799,00

**636,-  
SPAREN**  
MIT UNSEREM  
AKTIONSPAKET



### Kit:

- Handstückhülle und Elektronikmodul
  - Lichtleiter 8 mm
  - 2 Akkus
  - Ladestation,
  - Netzteil
  - EU-/UK-Adapter
  - 1x fester Augenschutz
  - 3 x weicher Augenschutz
- S-047 002 | 1 Pckg. | € 1.150,00  
€ 799,00

Inklusive  
Materialpaket  
im Wert von  
fast € 300,-

**„G“ nur 799,-**



## M+W select SUPERLITE POWER PEN

### Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm  
Lichtintensität: bis zu 1.100 mW/cm<sup>2</sup>  
Wellenlängenbereich: 410 nm bis 490 nm  
Gewicht Handstück: 100 g  
Länge Handstück ohne Lichtleiter: 148 mm  
Durchmesser Handstück: max. 25 mm  
Akku: Li-Ionen Batterie (800 mAh)  
Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

1 Handstück mit eingebautem Akku,  
1 Ladekabel, 1 Lichtleiter 8 mm,  
1 Blendschutzschild,  
1 Handteilerhalter (Kunststoff):  
silber

S-200 025 | 1 Pckg. | € 229,00  
€ 183,00

weiß  
S-200 026 | 1 Pckg. | € 229,00  
€ 183,00

schwarz  
S-200 027 | 1 Pckg. | € 229,00  
€ 183,00



~~229,-~~  
**183,-**



**20%  
SPAREN**

## M+W select SUPERLITE COLOR PEN

### Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm  
Lichtintensität: bis 1.100 mW/cm<sup>2</sup>  
Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm  
Gewicht Handstück: 100 g  
Akku: Li-Ion Batterie (800 mAh)  
Garantie: Lampe 24 Monate /  
Akku 6 Monate / Lichtleiter keine Garantie

\* 1 Handstück mit eingebautem Akku,  
1 Lichtleiter 8 mm, 1 Blendschutzschild,  
1 Ladekabel, 1 Wandhalter aus Kunststoff

### Farbe Superlite Color Pen\*

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| weiß      | S-200 000            |
| orange    | S-200 001            |
| lichtgrün | S-200 002            |
| blau      | S-200 003            |
| lila      | S-200 004            |
| rosa      | S-200 005            |
| grau      | S-200 006            |
| je Stck.  | € 179,00<br>€ 143,00 |



~~179,-~~  
**143,-**



**20%  
SPAREN**

## Translux 2Wave

### Technische Daten:

Breitbandspektrum: 385 – 510 nm  
Lichtleistung: 1.400 mW/cm<sup>2</sup>  
360° drehbarer Lichtleiter mit 70° Winkel  
Garantie: 2 Jahre

### Translux 2Wave:

Handstück, Batterie, Lichtleiter 8 mm,  
Schutzhülle, Ladegerät,  
Netzgerät, 3 Adapter  
S-042 045 | 1 Stck. | ~~€ 1.225,00~~  
€ 1.099,00



~~1.225,-~~  
**1.099,-**



## Translux Wave

### Technische Daten:

Spektrum: 440 – 480 nm  
Lichtleistung: 1.200 mW/cm<sup>2</sup>  
360° drehbarer Lichtleiter mit 70° Winkel  
Garantie: 2 Jahre

### Translux Wave:

Handstück, Batterie, Lichtleiter 8 mm,  
Schutzhülle, Ladegerät,  
Netzgerät, 3 Adapter  
S-042 040 | 1 Stck. | ~~€ 839,00~~  
€ 739,00



~~839,-~~  
**739,-**



## Elipar DeepCure

### Technische Daten (Handteil):

Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku  
Nennspannung 3,7 V  
nutzbarer Lichtwellenlängenbereich:  
430 – 480 nm  
Lichtintensität (zwischen 400 und 515 nm):  
1.470 mW/cm<sup>2</sup> (unabhängig vom Lade-  
zustand des Akkus)  
Lichtaustrittsfläche: 60-65 mm<sup>2</sup> (optisch aktiv)  
Maße: Durchmesser 28 mm, Länge 270 mm  
Gewicht inkl. Lichtleiter:  
250 g (Version S) bzw. 180 g (Version L)  
Garantie: 2 Jahre

**34%**  
SPAREN

### Elipar DeepCure-S (Edelstahlvariante)

S-020 062 | 1 Stck. | ~~€ 1.259,00~~  
€ 834,00

### Elipar DeepCure-L (Kunststoffvariante)

S-020 063 | 1 Stck. | ~~€ 669,00~~  
€ 439,00



~~669,-~~ ab  
**439,-**



## SmartLite Focus

### • Lichtintensität (1000 mW/cm<sup>2</sup>)

- Für direkte und indirekte Restauration
- Direkter Zugang und einfache Handhabung
- Nahezu permanente Verfügbarkeit

### SmartLite Focus Intro:

- 1 x SmartLite FOCUS
- 1 x SmartLite FOCUS Ladestation
- 1 x SmartLite FOCUS Akku
- 5 x SmartLite FOCUS Augenschutzfilter
- 300 x SmartLite Schutzhüllen
- 1 x SmartLite FOCUS Netzgerät-Stecker
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Aushärtungsübersicht

S-188 040 | 1 Pckg. | ~~€ 829,00~~  
€ 749,00



**Kabelloses LED-Lichtpolymerisationsgerät –  
focussiert auf das Wesentliche**



~~829,-~~  
**749,-**



## Polymerisationslampe

### Technische Daten:

Wellenlänge: 420,480 nm  
Lichtintensität: 1.000 und 2.000 mW/cm<sup>2</sup>  
Durchmesser Linse: 10,7 mm  
Länge Handstück: 23,1 cm  
Durchmesser Handstück: 2,5 cm  
Gewicht Handstück: 88 g  
Batterie: Li-Mn Batterie, 3,7 V, 600 mAh  
Garantie: 2 Jahre, ausgenommen  
sind Linsen und Batterie

1 Polymerisationslampe,  
Ladestation, Netzkabel,  
Tacklinglinse, zusätzliche  
Standardlinse

S-759 040 | 1 Stck. | € 639,00  
€ 575,00

## Kabellose LED Polymerisationslampe

**parkell**

~~639,-~~  
**575,-**



**NEU**  
Exklusiv  
bei M&W



## DEMI Plus

### Technische Daten:

Lichtleistung: 1.100 – 1.330 mW/cm<sup>2</sup>  
Garantie: 3 Jahre / 1 Jahr auf den Akku

### DEMI Plus:

- 1 Handteil
- 1 Ladestation
- 1 Akku
- 1 Netzteil
- 1 Turbo Lichtleiter 8 mm
- 1 Schutzschild

S-036 040 | 1 Pckg. | € 1.059,00  
€ 899,00



**KAVO Kerr**  
Dental Excellence

~~1.059,-~~  
**899,-**



## Mini L.E.D. Polymerisationslampen

### Technische Daten:

Wellenlänge: 420-480 nm  
Lichtleistung:  
Mini L.E.D. bis zu 1.250 mW/cm<sup>2</sup> / 3 Pro-  
gramme,  
Mini L.E.D. Active bis zu 1.500 mW/cm<sup>2</sup>,  
Mini L.E.D. Ortho 2 bis zu 3.000 mW/cm<sup>2</sup>  
Gewicht: 60 g  
Garantie: 2 Jahre auf das Handstück,  
1 Jahr auf die Ladestation und das Zubehör

### Lieferumfang:

- 1 Ladestation mit Netzstecker
- 1 Handstück
- 1 Lichtleiter
- 1 Blendschutz

Mini L.E.D. kpl.  
S-798 050 | 1 Stck. | € 839,00  
€ 669,00

Mini L.E.D. Active  
S-798 042 | 1 Stck. | € 569,00  
€ 449,00

Mini L.E.D. Ortho 2 kpl.  
S-798 057 | 1 Stck. | € 1.075,00  
€ 859,00



Mini L.E.D.  
Ortho 2



Mini L.E.D.



Mini L.E.D.  
Active

**ACTEON**  
Germany

~~559,-~~ ab  
**449,-**





## KAPSELMISCHER

- Zeit im Sekundenschritt wählbar
- 10 Speicherplätze
- 4.200 U/Min.
- 2 Jahre Garantie

S-200 020 | 1 Stck. | ~~€ 285,00~~  
€ 228,00

20%  
SPAREN



~~285,-~~

228,-



## Silvermix Kapselanmischer

### Inhalt:

- Silvermix Kapselanmischer
- 2 Netzkabeln

S-813 780 | 1 Pckg. | ~~€ 333,50~~  
€ 289,00



~~333,50~~

CC

289,-



## Silamat S6

### Technische Daten:

Maße: H 17 x B 24 x T 23 cm  
Garantie: 3 Jahre

### Silamat S6

S-091 011 | 1 Stck. | ~~€ 559,00~~  
€ 499,00



~~559,-~~

499,-



ivoclar  
vivadent  
passion vision innovation

## Capmix

### Technische Daten:

Mischfrequenz:  
4.300 Schwingungen/Min.  
Maße (H x B x T): 16 x 19,5 x 19,5 cm  
Garantie: 2 Jahre

### Capmix

S-020 005 | 1 Stck. | ~~€ 489,00~~  
€ 339,00

30%  
SPAREN



~~489,-~~

339,-



3M Science.  
Applied to Life.™

## Perio-Mate

### Inhalt:

- Perio-Mate Gerät
- (Pulverkammer und Handstück)
- 40 Stck. sterile Einweg-Düsenstippen
- 100 g Flasche Perio-Mate Powder
- 1 Reinigungsset
- 1 Fläschchen Öl
- 1 Ersatz-Pulverkammerdeckel

PER-KV-P für KaVo Multiflex Kupplung

S-459 050 | 1 Stck. | ~~€ 929,00~~  
€ 799,00

PER-SR-P für Sirona Schnellkupplung

S-459 051 | 1 Stck. | ~~€ 929,00~~  
€ 799,00

PER-WH-P für W&H RotoQuick Kupplung

S-459 052 | 1 Stck. | ~~€ 929,00~~  
€ 799,00



**NSK**

~~929,-~~  
**799,-**



## Prophy-Mate neo

Garantie: 12 Monate.

**Prophy-Mate neo (1 Handstück mit 60°- und 80°-Düsen, Reinigungsbürste, Draht und Düsendrähte, 5 x 15 g Sticks FLASHpearl Reinigungspulver, Pulverbehälterdeckel, Schraubschlüssel zum Wechseln der Düse):**

PMNG-KV-P für KaVo MULTIflex Kupplung

S-598 053 | 1 Stck. | ~~€ 789,00~~  
€ 689,00

PMNG-SR-P für Sirona Schnellkupplung

S-598 054 | 1 Stck. | ~~€ 789,00~~  
€ 689,00

PMNG-WH-P für W&H Kupplung

S-917 020 | 1 Stck. | ~~€ 789,00~~  
€ 689,00



**NSK**

~~789,-~~  
**689,-**



## Air Flow Handy 2+

Garantie 12 Monate.

**Air Flow Handy 2+ mit 120° Düse, Verschlusskappe, Wartungsset, 300 g Air Flow:**

KaVo anthrazit

S-698 895 | 1 Stck. | ~~€ 865,00~~  
€ 775,00

Sirona anthrazit

S-698 898 | 1 Stck. | ~~€ 865,00~~  
€ 775,00



**EMS**

~~865,-~~  
**775,-**



## AIR-FLOW handy 3.0 / - PERIO

**AIR-FLOW handy 3.0 (1 AIR-FLOW handy 3.0, 1 120° Sprayhandstück AIR-FLOW, 300 g Flasche AIR-FLOW Pulver CLASSIC, 1 Nachfüllvorrichtung AIR-FLOW Easy Fill 3.0, 1 Reinigungsvorrichtung AIR-FLOW Easy Clean, 1 Wartungsset):**

KaVo

S-559 000 | 1 Stck. | ~~€ 1.090,00~~  
€ 979,00

Sirona

S-559 001 | 1 Stck. | ~~€ 1.090,00~~  
€ 979,00

**AIR-FLOW handy 3.0 PREMIUM:**

(1 AIR-FLOW handy 3.0, 1 Sprayhandstück AIR-FLOW PLUS, 1 Nachfüllvorrichtung AIR-FLOW PERIO, 40 PERIO-FLOW Einwegdüsen, 1 Nachfüllvorrichtung AIR-FLOW Easy Fill 3.0, 1 Reinigungsvorrichtung AIR-FLOW Easy Clean, 1 Wartungsset):

KaVo

S-559 002 | 1 Stck. | ~~€ 1.540,00~~  
€ 1.378,00

Sirona

S-559 003 | 1 Stck. | ~~€ 1.540,00~~  
€ 1.378,00



**EMS**

~~1.090,-~~ ab  
**979,-**



## PROPHYflex 4

Prophy Box (1 PROPHYflex 4,  
80 Sticks PROPHYpearls neutral,  
80 Sticks PROPHYpearls Selection,  
je 1 Kit Kerr OptiView Small,  
OptiView Standard):

Wave  
S-282 015 | 1 Pckg. | ~~€ 1.249,00~~  
€ 999,00

Lime  
S-282 016 | 1 Pckg. | ~~€ 1.249,00~~  
€ 999,00

Flamingo  
S-282 017 | 1 Pckg. | ~~€ 1.249,00~~  
€ 999,00

**KAVO Kerr**  
Dental Excellence

~~1.249,-~~  
**999,-**



## Air-N-Go easy Airpolisher

### Technische Daten:

Spül- und Luftdurchflussmenge:  
15 ml/Min. (+/- 5 ml/Min.)  
max. Luftversorgung 5 bar  
Garantie: 3 Jahre

Tragebox mit 1 Air-N-Go easy  
Handstück mit Supra Düse, 1 Adapter,  
1 Supra Düse 120°, 1 Intro-Kit mit  
10 Classic- und 2 Pearl-Pulversticks,  
1 Air-N-Go easy Kit zur Instandhaltung  
und Pflege, Quickstart, Quickclean:

F10100 mit KaVo Multiflex Adapter  
S-559 080 | 1 Stck. | ~~€ 1.020,00~~  
€ 799,00

F10101 mit Sirona Adapter  
S-559 081 | 1 Stck. | ~~€ 1.020,00~~  
€ 799,00



**ACTEON**  
Germany

~~1.020,-~~  
**799,-**



## Dento-Prep

Dento-Prep  
(Bitte zusätzlich entsprechenden Connector mitbestellen)

S-398 090 | 1 Stck. | ~~€ 225,00~~  
€ 199,00

**Wahlweise wird dazu benötigt,  
je nach Turbinen-Fabrikat:**

Connector K (KaVo)  
S-398 091 | 1 Stck. | ~~€ 68,00~~  
€ 62,00

Connector S (Sirona)  
S-398 092 | 1 Stck. | ~~€ 68,00~~  
€ 62,00

Connector W (W&H)  
S-398 093 | 1 Stck. | ~~€ 68,00~~  
€ 62,00



**RÖNVIG**  
Dental Mfg. A/S

~~225,-~~  
**199,-**



## Airsonic Mini Sandblaster

- Zum Aufrauen der Klebeflächen von Kronen, Brücken, Brackets, Stiften etc.
- Gründlich aufgeraute Klebeflächen für eine optimale Haftung verschiedener Materialien
- Ideal für alle Metalle und Keramiken
- Auch zum Entfernen von Zementresten aus Kronen und Brücken

### Airsonic Mini Sandblaster Set:

- Sandblaster, 60° Düse
  - 20 g Aluminiumoxid
- S-022 028 | 1 Set | ~~€ 199,00~~  
€ 180,00



**Handliches Sandstrahlgerät**

**HÄGER**  
WERKEN

~~199,-~~  
**180,-**



## X-Smart IQ + Propex IQ Apex Locator

### Technische Daten:

Drehmomentbereich: 0,5 – 5 Ncm  
(je nach maximaler Drehzahl)  
Drehzahlbereich: 250 – 850 min<sup>-1</sup>  
Winkelstück bei 134 °C autoklavierbar  
Garantie: 12 Monate

### X-Smart IQ & Propex IQ

#### mit ProTaper Gold Starter Kit:

- 1 X-Smart IQ Starter Kit mit ProTaper Gold
- 1 Propex IQ Basic Starter Kit
- 1 Endo IQ iPad Ständer

S-188 080 | 1 Pckg. | € 2.375,00  
€ 2.135,00

### X-Smart IQ & Propex IQ

#### mit WaveOne Gold Starter Kit:

- 1 X-Smart IQ Starter Kit mit WaveOne Gold
- 1 Propex IQ Basic Starter Kit
- 1 Endo IQ iPad Ständer

S-188 078 | 1 Pckg. | € 2.375,00  
€ 2.135,00

### X-Smart IQ & Propex IQ

#### mit ProTaper Next Starter Kit:

- 1 X-Smart IQ Starter Kit mit ProTaper Next
- 1 Propex IQ Basic Starter Kit
- 1 Endo IQ iPad Ständer

S-188 079 | 1 Pckg. | € 2.375,00  
€ 2.135,00



### X-Smart IQ & Propex IQ Basic Starter Kit:

- 1 X-Smart IQ Handstück
- 1 Propex IQ Apex Locator
- Zubehör (es sind mehrere Lippen-/Feilclips und weiteres Zubehör enthalten)

S-188 077 | 1 Pckg. | € 2.399,00

**GROSSE  
TAUSCHAKTION!**

TAUSCHEN SIE IHREN ALTEN ENDO-  
MOTOR UND SICHERN SIE SICH  
EINEN NACHLASS VON € 300,-.



ab 2.099,-\*  
\* Sonderpreis mit Tauschaktion

## GuttaCore

### Vorteilsangebot GuttaCore (ISO):

1 Thermaprep 2, 20 GuttaCore Blister  
à 6 Obturatoren (2 x ISO 020, 8 x ISO 025,  
5 x ISO 030, 3 x ISO 035, 2 x ISO 040)

S-788 618 | 1 Pckg. | € 638,50  
€ 575,00

### Vorteilsangebot GuttaCore

#### für WaveOne Gold:

1 Thermaprep 2, 24 GuttaCore für  
WaveOne Gold Blister à 5 Obturatoren  
+ 1 Size Verifier (2 x Small, 18 x Primary,  
2 x Medium, 2 x Large)

S-788 619 | 1 Pckg. | € 638,50  
€ 575,00



638,50  
575,-

## Gutta-Smart

### Gutta-Smart Kit:

- 1 Flow-Handstück
- 1 Pack-Handstück
- 1 Basisstation
- je 1 Gutta-Smart Conform Fit  
Guttapercha Kartuschen 20G, 23G  
(je 1 Blister mit 10 Kartuschen)
- 3 Elektrische Hitzepluggen  
(klein, mittel, groß)
- 1 Gutta-Smart Flow-Heizelement
- 1 Kanülenbiegewerkzeug
- 1 Netzwerkadapter
- 4 Steckeradapter (Typ A, C, G, I)
- 2 Verschlusskappen

S-988 650 | 1 Pckg. | € 1.925,00  
€ 1.729,00



1.925,-  
1.729,-

## VDW.GOLD® RECIPROC®

### VDW.GOLD Reciproc®:

- VDW.GOLD®RECIPROC® Motor inkl. 6:1 Winkelstück
- Steuereinheit, Mikromotor mit Kabel und Stecker (Kabellänge: 1,8 m)
- 2 Silikonschutzhüllen für das VDW 6:1 Winkelstück
- 2 Lippenclips
- Lippenclipkabel mit Ferritring (Kabellänge 1,7 m)
- 2 Feilenklemmen, Feilenklemmenkabel (Kabellänge: 1,7 m)
- Fußschalter mit Kabel (Kabellänge: 1,7 m)
- Netzteil (mit Ferritring) mit auswechselbaren Steckern für EU, UK, USA, AUS (Kabellänge: 1,8 m)
- Handstückablage
- Gebrauchsanweisung

S-058 050 | 1 Pckg. | € 2.398,00  
€ 1.725,00\*

### ALT GEGEN GOLD

TAUSCHEN SIE IHR ALTES  
ENDOGERÄT GEGEN  
EINEN NEUEN VDW.GOLD®  
RECIPROC® ZUM PREIS  
VON NUR € 1.725,-

Wir tauschen Ihr ENDO-ALTGERÄT mit Kaufdatum vor dem 31.12.2016. Bitte halten Sie bei der Bestellung die Seriennummer Ihres Altgerätes bereit. Lieferung und Berechnung erfolgt über M+W Dental. Abwicklung und Einweisung erfolgen über den zuständigen VDW Außendienst.

### VDW.GOLD RECIPROC® kpl.

#### + RECIPROC® blue 24 Kit:

- 2 Blister à 6 Instrumente R25, steril
- 1 Blister à 6 Instrumente R40, steril
- 1 Blister à 6 Instrumente R50, steril
- Endo-Übungszahn
- RECIPROC® blue Papierspitzen sortiert, Größen R25, R40, R50, steril
- RECIPROC® blue Guttapercha sortiert, Größen R25, R40, R50

S-359 630 | 1 Pckg. | € 2.590,00  
€ 2.333,00

10%  
SPAREN

AUF DEN OHNEHIN SCHON  
GÜNSTIGEN BUNDLE PREIS

### VDW.GOLD® RECIPROC® kpl.

#### + RECIPROC® System Kit 25 mm:

- 6 Stck. RECIPROC® R25, je 3 Stck. R40, R50, 1 Endo Übungsmodell
- 1 RECIPROC® Guttapercha sortiert
- 1 RECIPROC® Papierspitzen sortiert
- Broschüre, Anwenderkarte

S-058 051 | 1 Pckg. | € 2.560,00  
€ 2.299,00

10%  
SPAREN

AUF DEN OHNEHIN SCHON  
GÜNSTIGEN BUNDLE PREIS



ab 1.725,-\*

\* Sonderpreis mit Alt-gegen-Gold-Aktion



## Raypex 6

### Technische Daten:

Gewicht: 350 g  
Maße: B x L x H:  
101 x 110 x 27 mm  
(ausgeklappt 97 mm)  
Akkubetrieb  
Garantie: 1 Jahr  
Zubehörteile 6 Monate

### Raypex 6 Kit:

- 1 Raypex 6 Apexlokator,
- 1 Messkabel, 2 Lippenclips,
- 2 Feilenklemmen, 1 Feilenlanzette,
- 1 Netzteil, 1 Prüfstecker für Funktionsprüfung

S-058 006 | 1 Kit | € 815,00  
€ 729,00



815,-  
729,-



## VDW.GOLD® RECIPROC® blue

Garantie auf Gerät: 3 Jahre.

### Promo Bundle:

- 1 x VDW.GOLD® RECIPROC® inkl. Winkelstück 6:1
- 42 x R25 RECIPROC® blue Instrumente (25 mm) steril
- 6 x R40 RECIPROC® blue Instrumente (25 mm) steril
- 6 x R50 RECIPROC® blue Instrumente (25 mm) steril
- 90 x R25 RECIPROC® blue Papierspitzen, steril
- 60 x R40 RECIPROC® blue Papierspitzen, steril
- 30 x R50 RECIPROC® blue Papierspitzen, steril
- 36 x R25 RECIPROC® blue Guttaperchaspitzen
- 12 x R40 RECIPROC® blue Guttaperchaspitzen
- 12 x R50 RECIPROC® blue Guttaperchaspitzen
- 1 Endo-Übungszahn, trepaniert
- je 1 Anwenderkarte, Broschüre, Gebrauchsanweisung

S-359 635 | 1 Stck. | € 3.271,00  
€ 2.485,00

INKLUSIVE RECIPROC®  
PRODUKTE IM WERT  
VON € 873,-



3.271,-  
2.485,-



## CanalPro Jeni

Livedemo in der Praxis über Coltene  
Außendienst möglich. Auslieferung  
durch Firma Coltene Whaledent.

### Komplett-Set:

- Steuergerät
  - Motor mit Apex Messkontakt
  - Winkelstück 1:1
  - Bluetooth Fußschalter
  - Netzteil
  - Apexkabel-Set
  - Haltebügel Apexkabel
- S-079 020 | 1 Pckg. | ~~€ 3.300,00~~  
€ 2.599,00

NEU

ÜBER  
**20%**  
SPAREN



- Neues, autonomes Assistenzsystem für die Kanalaufbereitung
- Mit dem Jeni-Modus effizient zum Ziel
- Ideal auf vier Feilensysteme abgestimmt
- Spülen mit Ansage
- Feilenbruch Frühwarnsystem
- Apex Locator – Längenmessung ohne Unterbrechung
- Flexibler Einsatz mittels Doctor's Choice\* Funktion
- Zukunftssicher dank Updates

\* Ohne Jeni-Modus (keine individuelle, variable Feilenbewegungssteuerung, keine Spülansage oder Warnung vor Feilenbruch)

COLTENE

~~3.300,-~~  
**2.599,-**



› Einführungsangebot! ‹

## propex pixi

### Technische Daten:

Maße: 66 x 55 x 18 mm  
Gewicht: 55 g  
Display-Typ: Farb-LED  
Stromversorgung: AAA 1,2 V  
1000 mAh NiMH-Akku  
24 Monate Herstellergarantie,  
für das Zubehör  
(Kabel, Akku usw.) 6 Monate

### Inhalt:

- 1 Ladegerät
  - 1 Messkabel lang
  - 2 Lippenclips
  - 1 Anschlussshaken
- S-188 050 | 1 Stck. | ~~€ 559,00~~  
€ 499,00



Dentsply  
Sirona

~~559,-~~  
**499,-**



## EndoActivator

### EndoActivator Set A0911:

- 1 Handstück/Driver (inkl. Batterie)
  - je 25 Activator Tips klein, mittel, groß
  - 100 Schutzhüllen
  - 1 DVD mit Anleitung
  - 1 Sequenzkarte
- S-188 020 | 1 Stck. | ~~€ 409,00~~  
€ 365,00



Dentsply  
Sirona

~~409,-~~  
**365,-**



## iPex II

### Technische Daten:

Stromversorgung: 1,5V AAA-Batterien (LR03 oder R03)  
Dauerbetrieb: ca. 60 Stunden  
Abmessung: B 60 x T 60 x H 86,5 mm  
Gewicht: 76 g (Steuergerät ohne Batterie)  
Garantie: 12 Monate

### Komplettset:

- 1 Steuergerät
- 1 Messkabel
- 3 Feilenclip
- 3 Lippenhaken
- 3 Mangan-trockenbatterien AAA

S-259 049 | 1 Set | € 799,00  
€ 499,00



799,-

499,-

NSK



## DentaPort ZX mit OTR Funktion

Garantie auf Geräte 24 Monate.

### DentaPort Root ZX Modul:

1 Wurzelkanalmessgerät, 1 CE Messkabel,  
5 Schleimhautelektroden, 3 Feilenklemmen,  
3 Batterien (AA 1,5V), 1 Prüfstecker  
S-398 671 | 1 Pckg. | € 1.020,00  
€ 915,00

### DentaPort ZX Set OTR komplett:

1 Apex Lokator DentaPort Root ZX,  
1 CE Messkabel, 5 Schleimhautelektroden,  
3 Feilenklemmen, 3 Batterien, 1 Prüfstecker,  
1 DentaPort TriAuto OTR, 1 Ladegerät,  
1 Akku, 1 Winkelstück mit integrierter  
Feilenelektrode, 1 Mikromotor 800 U/Min.,  
1 Handstückablage, 1 Handstückkabel,  
1 LS-Ölspray, 1 Fußschalter  
S-498 019 | 1 Pckg. | € 3.090,00  
€ 2.590,00



1.020,-

915,-

MORITA



## TriAuto ZX2

Garantie 24 Monate.

- 1 Handstück mit Winkelstück
- Interne Feilenelektrode
- 1 Akku
- 1 Tischladegerät
- 1 Steckernetzteil
- 1 CE Messkabel
- 1 Feilenklemme
- 3 Schleimhautelektroden
- 1 Prüfstecker
- 1 Führungstift zum Austausch der internen Feilenelektrode
- 100 Hygiene-Schutzhüllen
- 1 AR-/LS- Sprühdüse TriAuto ZX2

S-140 478 | 1 Pckg. | € 2.270,00  
€ 1.890,00



2.270,-

1.890,-

MORITA



## TriAuto mini

### Technische Daten:

Display: LCD  
Gewicht: 78 g  
Motor: 50 – 1.000 U/Min.  
Drehmoment: 3,9 Ncm  
Akku: 3,7 V Lithium-Ionen  
Maße: Ø 28 mm, H 150 mm

- 1 Handstück mit Winkelstück und Akku
- 1 Tischladegerät (230 V)

S-159 020 | 1 Pckg. | € 1.229,00  
€ 1.099,00



1.229,-

1.099,-

MORITA



## elements™ IC – das neue Obturationssystem

Das kabellose elements™ IC ist das neueste komplette und verlässliche Obturationssystem, das ein Downpack-Heizelement mit einem Backfill-Extruder kombiniert: Verlassen Sie sich auf die länger anhaltende Batterie, induktives Laden, und ein komfortables sowie ergonomisches Design.

Das elements IC ist ab sofort verfügbar und wird im Laufe des Jahres das elements™ free ersetzen.



Just Endo it! Jetzt haben Sie die Kontrolle.

-  **Einfach in der Anwendung**  
Sie arbeiten frei und bequem ohne Kabel
-  **Ergonomisch**  
liegt gut in der Hand
-  **Induktives Laden:**  
keine elektrischen Anschlüsse zwischen Handstücken und der Ladestation
-  **Mind. 16 Kanäle mit nur einer Akkuladung**  
bei Standardtemperatur des Backfill Handstücks und Verwendung empfohlener Einstellungen (mehr als doppelt so viele wie bei elementsfree)\*
-  **3D-Füllung**  
qualitativ hochwertige 3D-Obturation des Wurzelkanalsystems

-  **Weniger Zeitverlust aufgrund schnellerer Extrusion**  
(im Vergleich zu elementsfree)\* Sie kontrollieren, wie schnell das Guttapercha aus der Kartusche fließen soll
-  **Einfach zu reinigen**  
Handstücke können ohne elektronische Anschlüsse einfach gereinigt werden. Kompatibel mit den gängigsten Reinigungslösungen
-  **Vollständige Ladung in weniger als 3 Stunden**  
schneller bereit sein
-  **Akku einfach austauschbar**  
schnelles und einfaches Wechseln des Akkus

### Downpack

Das Downpack-Gerät ermöglicht eine schnelle Erwärmung des Heat-Pluggers und eine präzise Temperatur- und Zeitsteuerung. Somit ist das Gerät für die Downpack-Obturation des apikalen Teils des Wurzelkanals in einem Schritt geeignet.

- **Vollständige Kontrolle bei der Behandlung:**  
einstellbarer Erwärmungsbereich von 140 – 400 °C
- **Bereit, wenn Sie es sind:**  
Erwärmung auf 200 °C in weniger als 0,5 Sekunden
- **Komfort ohne Kompromisse:**  
360°-Aktivierungsring



### Backfill

Das ergonomische Backfill-Gerät nutzt Einweg-Guttapercha-Kartuschen verfügt über ein motorisiertes Extrudersystem zur präzisen Temperatur- und Drehzahlsteuerung für eine dreidimensionale Obturation des Wurzelkanalsystems.

- **Planen und kontrollieren Sie Ihre Behandlung:**  
Füllstandsanzeige Guttapercha
- **Zahnarztkomfort:**  
Aerogel-Isolierung umgibt das Erwärmungselement
- **Kontrollieren Sie den Guttapercha-Fluss**  
anpassbare Motorengeschwindigkeit für reduzierte Extrusionszeit\*
- **Anpassbarer Temperaturbereich:**  
von 100 – 230 °C
- **Reduzierte Extrusionszeit**  
wenigstens 20 % im Vergleich zu elements™ free\*



\* Daten auf Anfrage.

ÜBER  
50%  
SPAREN

### Elements™ IC Obturations-Paket

- **973-0600-TYPEF** - elements™ IC Obturation System (EU)
- **10 Patronen nach Wahl**  
972-2500 23GA Gutta Percha cartridge (medium body) - new type  
972-2501 25GA Gutta Percha cartridge (light body) - new type  
972-2502 23GA Gutta Percha cartridge (heavy body) - new type
- **4 Heat Pluggers nach Wahl**  
952-0031 Buchanan Heat Plugger .04 (XF)  
952-0004 Buchanan Heat Plugger .06 (F)  
952-0005 Buchanan Heat Plugger .08 (FM)  
952-0006 Buchanan Heat Plugger .10 (M)  
952-0007 Buchanan Heat Plugger .12 (ML)
- **4 Hand Pluggers nach Wahl**  
974-0060 Buchanan Hand Plugger 0  
974-0058 Buchanan Hand Plugger 1  
974-0059 Buchanan Hand Plugger 2

UVP € 4.224,35  
Aktionspreis € 2.100,00



Kerr  
UVP 4.224,35  
2.100,-

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter 060 42 / 88 00 88.

## PerFect TCS II

### Technische Daten:

Maximale Leistung beim Schneiden:  
55 Watt, beim Koagulieren 33 Watt  
Nenn-Betriebsfrequenz 3,68 MHz  
Abmessungen: 108 x 159 x 222 mm  
Gewicht: 2,4 kg  
Herstellergarantie: 24 Monate

Die Einweisung erfolgt kostenlos  
durch den Hersteller.

### PerFect TCS II Gerät komplett:

- je 1 sterilisierbares Elektroden-  
handstück Kugel koagulierend  
45° gerader Schnitt, 45° lange Schlaufe
- je 1 Elektrodenhandstückhalter,  
Fußpedal
- Neutralelektrode
- Klinisches Anleitungsvideo
- Handbuch

S-079 000 | 1 Stck. | ~~€ 1.645,00~~  
€ 1.499,00



**COLTENE**

~~1.645,-~~  
**1.499,-**

## Elektrochirurgiegerät MD 62

### Technische Daten:

Netzanschluss: 220 – 240 V, 50/60 Hz  
Nennfrequenz: 1.000 kHz  
Impulsfrequenz: 500 kHz  
HF-Ausgangsleistung:  
Stromart Schneiden 50 Watt an 600 Ohm  
Stromart Koagulation 30 Watt an 1.200 Ohm  
Gewicht: 2,8 kg  
Maße: H 78 x B 200 x T 185 mm  
Herstellergarantie: 1 Jahr

Elektrochirurgiegerät MD 62  
(ohne Zubehör – dieses bitte separat bestellen)  
S-459 095 | 1 Stck. | ~~€ 1.025,00~~  
€ 925,00

### Zubehörsatz Hand:

1 smartPen Handgriff mit Taste für 1,6-mm-Elektroden  
(mit KLS Martin-Stecker), 1 Elektroden-Ständer für  
8 Dentalelektroden, je 1 Elektrode Nr. 1, 2, 12, 14, 15,  
31, 34, 1 Handzylinder-Neutralelektrode mit 4 m Kabel,  
100 Reinigungspads für Elektroden  
S-459 096 | 1 Stck. | ~~€ 429,00~~  
€ 385,00

### Zubehörsatz Fuß:

1 smartPen Handgriff ohne Tasten für 1,6-mm-Elektroden  
(mit KLS Martin-Stecker), 1 Elektroden-Ständer für  
8 Dentalelektroden, je 1 Elektrode Nr. 1, 2, 12, 14, 15,  
31, 34, 1 Einpedal-Fußschalter, (Air, 3 m Kabel),  
1 Handzylinder-Neutralelektrode mit 4 m Kabel,  
100 Reinigungspads für Elektroden  
S-459 097 | 1 Stck. | ~~€ 439,00~~  
€ 395,00



Bitte bestellen Sie das Gerät  
wahlweise mit separatem  
Zubehörsatz Handschaltung  
oder Fußschaltung. Die Ein-  
weisung erfolgt entsprechend  
des MPG für Sie kostenlos.



**KLS martin**  
GROUP

~~1.025,-~~  
**925,-**



## hf-Surg

Für skalpellfeine, drucklose Schnitte –  
die Frequenzform ermöglicht das  
Schneiden und das Schneiden mit  
Koagulation zur Blutstillung

- Schnelle und schmerzarme  
Wundheilung
- Höchstmögliche Funktionalität  
und Hygiene
- Einfache Bedienung mit analogem  
Leistungssteller und Umschalter  
der Wellenform
- Automatische Kennfeldsteuerung der  
Ausgangsleistung, die Ausgangsleistung  
wird bei Metallkontakt abgeregelt
- Handstück und Elektroden  
autoklavierbar bei 134 °C

### Technische Daten:

2,2 MHz, max. 50 W  
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz  
Maße (B x H x T): 18,5 x 8,5 x 17,5 cm  
Gewicht: 1,6 kg  
Garantie: 12 Monate

Die Einweisung erfolgt kostenlos  
durch den Hersteller.

### hf-Surg kpl:

- Gerät mit Fußschalter
- Handstück
- 4 Schneideelektroden  
(Nr. 40, Nr. 2, Nr. 15, Nr. 13)
- Neutralelektrode

S-022 012 | 1 Stck. | ~~€ 998,00~~  
€ 899,00



**HÄGER**  
WERKEN

~~998,-~~  
**899,-**



## Integra

- Basisstation mit 2 integrierten Tanks
- Netzanschluss
- Wasseranschluss
- Fußsteuerung
- 2 autoklavierbare Handstücke (ohne Einsätze)

S-559 028 | 1 Pckg. | ~~€ 1.799,00~~  
€ 1.599,00



**parkell**

~~1.799,-~~

1.599,-



› Mobiles  
Ultraschallgerät

## Turbo Sensor

- Turbo Sensor Basisstation mit Netzanschluss und Wasseranschluss
- 2 autoklavierbare Handstücke (ohne Einsätze)
- 10 Wasserfilter

S-559 026 | 1 Stck. | ~~€ 895,00~~  
€ 795,00



› Transportables Ultraschallreinigungsgerät für die sub- und supragingivale Zahnsteinentfernung

~~895,-~~

795,-



**parkell**

## TurboVue

- TurboVue Basisstation mit Handstück
- Fußregler
- Netz- und Wasseranschluss

S-659 055 | 1 Stck. | ~~€ 1.199,00~~  
€ 999,00



› Hervorragende Sicht bei der Zahnsteinentfernung

~~1.199,-~~

999,-



**parkell**

## Newtron P5XS

Garantie: 2 Jahre.

### Newtron P5XS:

mit Slim B.LED-Handstück (je ein weißer und blauer LED-Ring), Kabel f. Handstück, 5 x 1,5 ml Kit Plaque-Indikator F.L.A.G., autoklavierbarer Drehmomentschlüssel blau, 3 Spitzen Nr. 1, 1S, H3, 300 ml Flüssigkeitsbehälter, Fußschalter, Zubehör für die Inbetriebnahme

S-698 058 | 1 Stck. | € 2.198,00  
€ 1.748,00

- Die spezielle Härte der Spitzen entspricht nahezu dem Zahnschmelz
- Automatische Leistungseinstellung und perfekt kontrollierte Vibrationen dank der Newtron®-Technologie
- Der Anwender profitiert vom verbesserten Tastsinn
- Größtes Spitzensortiment mit höherer Wirksamkeit selbst bei niedriger Leistung – für die verschiedensten klinischen Anwendungen



› Zahnerhalt dank perfekter Ultraschallschwingungen und qualitativ hochwertigen Stahlspitzen

~~2.198,-~~

1.748,-



## Air Max II Pulverstrahlgerät

### Technische Daten:

Maße (B x H x T): 250 x 110 x 300 mm  
Gewicht: 2.700 g

### Air Max II Pulverstrahlgerät:

Gerät mit autoklavierbarem PropyPen-Handstück und wechselbarer Titandüse, 2 Flaschen à 250 g Natriumcarbonat-Pulver (Pfefferminz- und Zitronengeschmack), Fußschalter, Zubehör für die Inbetriebnahme

S-135 460 | 1 Stck. | € 2.667,60  
€ 2.133,00

- Natriumbicarbonat für supragingivale Zahnreinigung
- Hoher Feinheitsgrad der Pulverpartikel schonen den Zahnschmelz und sorgen für weniger Schmerzen oder Blutungen
- Pulver auf 100% natürlicher Basis von Aromen oder ätherischen Ölen
- Effiziente und nachhaltige Politur
- Integrierter Wasservorwärmer
- Vermeidung von Klumpenbildung
- Automatische Reinigung des gesamten Systems per Knopfdruck



› Einfaches, nachhaltiges und effizientes Polieren

~~2.667,60~~

2.133,-



## Cavitron Select SPS

- Patentierte SPS-Technologie zur Stabilisierung der Leistung in allen Leistungseinstellungen
- „Blue Zone“ zum schonenden Arbeiten im reduzierten Leistungsbereich
- „Power Boost“ zur temporären Leistungsverstärkung bei Bedarf
- Frequenz: 30 kHz für alle 30 kHz Cavitron-Einsätze
- Optionales Arbeiten mit Spüllösungen möglich
- Plug & Play-System (lediglich Stromanschluss erforderlich)
- Sicherer Schutz vor Kreuzkontaminationen durch abnehmbares, autoklavierbares, um 330° drehbares Steri-Mate Handstück (613 119)
- Bis 134°C autoklavierbar
- Herstellergarantie: 2 Jahre

### Cavitron Select SPS

#### mit Wassertank und Pumpe:

- Steri-Mate Handstück
- Cavitron Powerline FSI 1000
- Fußanlasser
- Netzteil

S-088 085 | 1 Stck. | € 2.929,00  
€ 2.625,00



› Transportabler Ultraschall-Scaler für die allgemeine supra- und subgingivale Belagterfernung

~~2.929,-~~

2.625,-



## Varios 970

### Technische Daten:

Maximale Leistung: 11 W  
Abmessungen (B x T x H): 160 x 60 x 80 mm  
Gewicht Steuergerät: 2,2 kg  
Flaschenvolumen: 400 ml (x 2 Flaschen)

### Varios 970 Komplettsset:

Steuergerät mit Handstückkabel, Handstück (ohne Licht), 3 Scaler-Spitzen (G4, G6, G8), Fußschalter (FC-70), 2 Kühlmittelflaschen, 3 Schlüssel für Aufsatzwechsel mit Drehmomentbegrenzer, Wechselstromkabel, Sterilisationskassette

S-559 031 | 1 Set | € 1.729,00  
€ 1.599,00



~~1.729,-~~

1.599,-



## simplee SCALER ANSÄTZE

ZEG Ansätze aus korrosionsbeständigem, flexiblem Stahl.



Passend für gängige  
Ultraschallscaler

### KaVo\* Piezo LED:



k201  
S-156 000 | 1 Stck. | € 28,50



k202  
S-156 001 | 1 Stck. | € 28,50



k203  
S-156 002 | 1 Stck. | € 28,50

### KaVo\* Piezolux/ Sonosoft:



k11 Universal  
S-156 010 | 1 Stck. | € 28,50



k9 Sichel  
S-156 011 | 1 Stck. | € 28,50



k10 Perio  
S-156 012 | 1 Stck. | € 28,50

### EMS\* Zahnsteinentfernungsgeräte:



eA Universal  
S-156 018 | 1 Stck. | € 28,50



eP Perio  
S-156 019 | 1 Stck. | € 28,50



ePS Perio fein  
S-156 020 | 1 Stck. | € 28,50

### KaVo\* Sonicflex quick 2008:



k5A Universal  
S-156 003 | 1 Stck. | € 28,50



k6A Sichel  
S-156 004 | 1 Stck. | € 28,50



k7A Perio  
S-156 005 | 1 Stck. | € 28,50



k8A Perio extralang  
S-156 006 | 1 Stck. | € 28,50

### Sirona\* Zahnsteinentfernungsgeräte:



sr3l Universal  
S-156 013 | 1 Stck. | € 28,50



sr4l Universal fein  
S-156 014 | 1 Stck. | € 28,50

### NSK\* Zahnsteinentfernungsgeräte:



nS1 Universal  
S-156 015 | 1 Stck. | € 28,50



nS2 Sichel  
S-156 016 | 1 Stck. | € 28,50



nS3 Perio  
S-156 017 | 1 Stck. | € 28,50

### Satelec\* Zahnsteinentfernungsgeräte:



s1 Universal  
S-156 021 | 1 Stck. | € 28,50



s10X interdental/ approximal  
S-156 022 | 1 Stck. | € 28,50



s10P sub-/ supragingival  
S-156 023 | 1 Stck. | € 28,50

### KaVo\* Sonicflex 2000 N/Lux 2003 LX:



k5 Universal  
S-156 007 | 1 Stck. | € 28,50



k6 Sichel  
S-156 008 | 1 Stck. | € 28,50



k7 Perio  
S-156 009 | 1 Stck. | € 28,50

### Drehmomentschlüssel:



für KaVo\*  
S-156 024 | 1 Stck. | € 19,90



für EMS\*  
S-156 027 | 1 Stck. | € 19,90



für Sirona\*  
S-156 025 | 1 Stck. | € 19,90



für Satelec\*  
S-156 028 | 1 Stck. | € 19,90



für NSK\*  
S-156 026 | 1 Stck. | € 19,90

28,<sup>50</sup>



\* KaVo ist eine eingetragenes Markenzeichen der Firma Kaltenbach & Voigt GmbH, Deutschland  
Sirona ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Sirona Dental Systems GmbH, Deutschland  
NSK ist ein eingetragenes Markenzeichen der NSK Ltd.  
EMS ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma EMS/ Fertion Holding  
Satelec ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Acteon

## Pentamix 3

### Technische Daten:

Maße (H x B x L): 28 x 2,5 x 28,3 cm  
Garantie: 2 Jahre

Pentamix 3

S-020 045 | 1 Stck. | ~~€ 1.065,00~~  
€ 694,00

**34%**  
SPAREN



~~1.065,-~~

**694,-**

**3M** Science.  
Applied to Life.™



## Pentamix Lite

### Technische Daten:

Gewicht: 6,7 kg  
Garantie: 2 Jahre

Pentamix Lite

S-020 008 | 1 Stck. | ~~€ 579,00~~  
€ 374,00

**35%**  
SPAREN



~~579,-~~

**374,-**

**3M** Science.  
Applied to Life.™



## MIGMA 200 Universal-Mischgerät

### Technische Daten:

Maße (H x B x T): 305 x 203 x 270 mm  
Gewicht: 17 kg  
Herstellergarantie: 1 Jahr

### Farbe:

Gehäuse – signalweiß  
Abdeckung – weißaluminium

Die Lieferung erfolgt innerhalb von  
8 – 10 Tagen direkt vom Hersteller.

### MIGMA 200 Universal-Mischgerät:

Tischmodell inkl. 2 Mischbecher  
groß mit Deckel, 1 Spatel  
S-198 004 | 1 Stck. | ~~€ 1.590,00~~  
€ 1.399,00



~~1.590,-~~

**1.399,-**

**MIKRONA**  
Swiss Dental Technology



## Algimix

- Zuverlässiges, robustes Edelstahlgehäuse, wartungsfrei
- Minimaler Zeitaufwand
- Elektronisch gesteuerte, gleichmäßige Rührbewegung mischt Pulver und Flüssigkeit zu einer absolut homogenen, blasenfreien Alginatmasse
- Hochwertiger, langlebiger Anmischbecher aus flexiblem Kunststoff
- Rührgeschwindigkeit in zwei Stufen einstellbar

### Algimix

S-022 023 | 1 Stck. | ~~€ 489,00~~  
€ 450,00



~~489,-~~

**450,-**

**HÄGER**  
WERKEN



# Geräte zur Instrumentenaufbereitung von **MELAG**

## Vacuklav

### Profi Klasse

- Schnelle Zykluszeiten:  
Unverpackt in 20 Minuten / verpackt in ca. 45 Minuten  
(inkl. fraktioniertem Vorvakuum und Trocknung)
- Allround-Autoklav: durch Wasserkühlung  
der Vakuumpumpe (bei 30 B+ Paket)
- Ein Wasseranschluss ist für den Betrieb des Stand-Alone  
Autoklaven nicht zwingend notwendig (bei 31 B+ Paket)
- Intuitive Bedienung: durch das MELAG vier Tasten-Konzept
- Serieller Anschluss: zur papierlosen Dokumentation  
mit MELAflash oder MELAnet Box

#### 30 B+ Paket – mit Festwasseranschluss

- Halterung A Plus (kurz)
- 5x Tablett
- MELAdem 40
- Wasserabzweig für MELAdem 40
- MELAflash CF-Card-Printer
- MELAcontrol PRO, Helix-Test

€ 5.990,-\*

#### 31 B+ Paket – Stand-Alone

- Halterung A Plus (kurz)
- 5x Tablett
- MELAflash CF-Card-Printer
- MELAcontrol PRO, Helix-Test

€ 5.790,-\*



## Vacuklav Evolution

### Premium Klasse

- Rekord-Betriebszeiten durch patentierte Doppelmantel-Technologie:  
Unverpackt in 10 Minuten / verpackt in 20 Minuten  
(inkl. fraktioniertem Vorvakuum und Trocknung)
- Hohe Beladekapazität: 8 Tablets für bis zu 9 kg Sterilisiergut
- Integrierte Dokumentation: Mit integriertem CF-Card-Slot  
und zwei Netzwerk-Schnittstellen
- XXL colour-touch Display: Dokumentation und Freigabe  
direkt auf dem Display
- DRYtelligence®: Intelligente Trocknung für optimale Trocknungs-  
ergebnisse und eine Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 %
- Innovatives Medienboard:  
Schneller Zugang zu wichtigen Komponenten

#### 40 B+ Evolution Paket – mit Festwasseranschluss

- Halterung E Plus (kurz)
- 2x Tablett schmal (kurz)
- 6x Tablett
- MELAdem 40
- Wasserabzweig für MELAdem 40
- MELAflash CF-Card
- Kartenlesegerät für MELAflash
- MELAcontrol PRO, Helix-Test

€ 7.290,-\*

#### 41 B+ Evolution Paket – Stand-Alone

- Halterung E Plus (kurz)
- 2x Tablett schmal (kurz)
- 6x Tablett
- MELAflash CF-Card
- Kartenlesegerät für MELAflash
- MELAcontrol PRO, Helix-Test

€ 7.190,-\*



\* Von Rücknahme und Umtausch ausgeschlossen. Alle Preise zzgl. Liefer- und Montagekosten.

Geräte zur Instrumentenaufbereitung von **MELAG**

## MELAtherm 10 Evolution

› Innovativer Thermodesinfektor für effizientere Instrumenten-Aufbereitung

- Aktive Trocknung
- Integrierte Dokumentation
- Großes Smart-Touch Display mit Video-Tutorials
- ProControl Chargenfreigabe direkt am Gerät
- AquaBoost für 44 % bessere Reinigung der Instrumente
- Doppelter Spüldruck für noch mehr Instrumente
- Bis zu 23 Winkelstücke und Turbinen pro Zyklus
- MELAconnect App
- Prozessfortschritt von jedem Ort in der Praxis
- Über 80 verschiedene Körbe und Zubehörartikel
- MELAtherm Prozessmedien kostenlos im Starter-Set



› 3 verschiedene Beladungsmuster (Zahnarzt/KFO/MKG)

**Zahnarzt-Praxis**

- MELAtherm 10 Evolution DTA / DTB
- Basiskorb mit Injektorschiene
- Einsatzgestell für MELAstore Trays / Siebkassetten
- 3x MELAstore Tray 100
- Flexkorb 2
- 2x Einsatzgestell für Abdrucklöffel, Scheren und Klemmen
- Instrumentenkorb „standard“
- Kleinteile-Behälter



€ 9.290,-\*

**MKG-Praxis**

- MELAtherm 10 Evolution DTA / DTB
- Basiskorb mit Injektorschiene
- Einsatzgestell für 6 MELAstore Tray 100
- 6x MELAstore Tray 100
- Einsatzgestell für 3 MELAstore Trays / Siebkassetten
- 3x MELAstore Tray 200
- Instrumentenkorb „kompakt“



€ 9.990,-\*

**KFO-Praxis**

- MELAtherm 10 Evolution DTA / DTB
- Basiskorb mit Injektorschiene
- 2x Flexkorb 2
- 4x Einsatzgestell für Abdrucklöffel, Scheren und Klemmen
- Instrumentenkorb „standard“



€ 9.490,-\*

*Optional bei allen Paketen: Hohlkörper-Adapter für die Injektorschiene*

› **Sie suchen ein anderes Melag-Produkt?**

Unser Hygiene-Experte wird ein individuelles Angebot mit Ihnen abstimmen.



**Jonah Adamczyk**  
060 42 / 88 00-333  
Technik@mw-dental.de

## STATMATIC smart

### Technische Daten:

Maße (B x H x T): 280 x 346 x 300 mm  
Gewicht: 7,3 kg  
Nennspannung: 100 – 230V  
Nennfrequent: 20/60 Hz  
Nennleistung: max. 45VA  
Schutzklasse: 1  
Umgebungstemperatur: 5.35 °C  
Schallpegel: 60 (65) dB (A)  
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %  
Luftdruck: 4,5 – 6 bar  
Luftverbrauch: 40 NI/min  
Druckluftqualität:  
Restölgehalt max. 0,1 mg/m<sup>3</sup>  
Reststaubgehalt max. 1 µm, max. 0,1 mg/m<sup>3</sup>  
Restwassergehalt max. 0,1 g/m<sup>3</sup> at -40 °C

\* Einweisung und/oder Probe-  
aufstellung durch Firma SciCan

### Typ 3:

3 feste, motorisierte INTRmatic Adapter  
S-459 089 | 1 Stck. | ~~€ 3.150,00~~  
€ 2.109,00

### Typ 2:

2 feste, motorisierte INTRmatic Adapter,  
1 Station für einen Turbinenadapter  
S-459 088 | 1 Stck. | ~~€ 2.980,00~~  
€ 1.999,00

7 TAGE  
TEST-  
AKTION\*



~~2.980,-~~ ab  
**1.999,-**



SciCan



### SICHER

Zur Chargendokumentation und Rückverfolgbarkeit werden alle Reinigungszyklen automatisch aufgezeichnet und können über den mitgelieferten USB-Stick einfach auf den Computer übertragen werden.



### LEISTUNGSSTARK

Äußerst wirkungsvoll gegen Verschmutzungen, aber schonend zu den Instrumenten. Ideale Pflege zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer der Instrumente.



### WIRTSCHAFTLICH

Bei den automatischen Prozessen werden Reiniger und Öl exakt und sparsam dosiert, sodass Dosierfehler und Kosten reduziert werden können.



### NUTZERFREUNDLICH

Das optimal aufgeteilte Display des STATMATIC smart zeigt Programminformationen an und ermöglicht eine einfache Bedienung.



### PLATZSPAREND

Durch sein kompaktes Design spart der STATMATIC smart wertvollen Platz in Ihrem Aufbereitungsraum. Zudem können der USB-Stick und Testadapter praktisch und platzsparend unter der Abdeckung direkt im Gerät aufbewahrt werden.



### FLEXIBEL

Vier verschiedene Reinigungs- und Pflegeprogramme bieten Flexibilität und können somit den unterschiedlichen Ansprüchen von Instrumenten und Praxen, sowie deren individuellen Abläufen, entsprechen. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine separate Düse für die Pflege der Spannzange.

## Statim 2000 G4

- Für die schnelle, schonende und normkonforme (EN 13060) Sterilisation
- Auch für alle kritischen Hohlkörper, wie z. B. Winkelstücke geeignet
- Innovative Statim Dri-Tec Trocknungstechnologie

### Statim 2000 G4

S-459 058 | 1 Stck. | ~~€ 3.998,00~~  
€ 2.798,00

### Technische Daten:

Maße (L x B x H): 48,5 x 41,5 x 15 cm  
Volumen der Sterilisationskassette: 1,8 l  
Volumen des Tanks: 4,0 l  
Gewicht: 21 kg  
Garantie: 12 Monate

Die Aufstellung und Einweisung wird direkt vom Hersteller vorgenommen und ist im Preis enthalten.



**€1.200,-  
SPAREN**

~~3.998,-~~  
**2.798,-**



SciCan

## MELaseal 100+

### Technische Daten:

Abmessungen B x H x T (mit Griff):  
Gerät einzeln 41,5 x 15 x 24 cm,  
Gerät mit Rollenhalter  
Standard 41,5 x 15 x 46 cm  
Netzanschluss: 230 Volt – 50/60 Hz  
Leistungsaufnahme: 300 W

### MELaseal 100+

S-298 793 | 1 Stck. | € 609,00  
€ 549,00

### Rollenhalter Standard 117


S-298 794 | 1 Stck. | € 72,00  
€ 59,00

### Rollenhalter Komfort 10111, verbesserte Ausführung, jetzt mit 2 Abstandsscheiben

S-398 796 | 1 Stck. | € 109,00  
€ 99,00

### Rollenhalter Deluxe

S-359 084 | 1 Stck. | € 317,00  
€ 299,00



**MELAG**  
competence in hygiene

609,-  
549,-



## MELaseal 200

### Technische Daten:

Schnittstellen: 1x USB Stick,  
1x USB PC Schnittstelle  
Siegelnahtbreite: 10 mm  
Siegelnahtlänge: 275 mm  
Siegelzeit: ca. 3 Sekunden  
Temperaturbereich: 100 – 210°C  
Aufheizzeit: ca. 90 Sekunden  
Stromanschluss: 230 V / 50/ 60 Hz  
Leistungsaufnahmen  
(in Aufheizphase): 300 Watt

### MELaseal 200, validierbar

S-132 594 | 1 Stck. | € 1.195,00  
€ 999,00

### Rollenhalter Standard 117

S-298 794 | 1 Stck. | € 72,00  
€ 59,00

### Rollenhalter Komfort 10111, verbesserte Ausführung, jetzt mit 2 Abstandsscheiben

S-398 796 | 1 Stck. | € 109,00  
€ 99,00

### Rollenhalter Deluxe

S-359 084 | 1 Stck. | € 317,00  
€ 299,00



Rollenhalter  
Standard



Rollenhalter  
Komfort



Rollenhalter  
Deluxe

**MELAG**  
competence in hygiene

1.195,-  
999,-



## MELaseal Pro

### Technische Daten:

Maße (B x T x H): 460 x 295 x 155 mm  
Gewicht 11,4 kg  
Schnittstelle: 1x RS 232  
Siegelnahtbreite: 14 mm  
Transportgeschwindigkeit: 8 m/min  
Siegelrand anpassbar: 10 – 35 mm  
Temperaturbereich: 100 – 199 °C  
Aufheizzeit: ca. 120 Sekunden  
Stromanschluss: 230 V / 50/60Hz  
Leistungsaufnahme  
(in Aufheizphase): 365 Watt

### MELaseal Pro, validierbar

S-259 095 | 1 Stck. | € 2.299,00  
€ 2.069,00

### Arbeitstisch Komfort

S-259 096 | 1 Stck. | € 572,00  
€ 515,00

### Arbeitstisch Standard

S-259 097 | 1 Stck. | € 235,00  
€ 211,00

### Rollenhalter

S-259 098 | 1 Stck. | € 469,00  
€ 422,00



Arbeitstisch  
Komfort

Arbeitstisch  
Standard

**MELAG**  
competence in hygiene

2.299,-  
2.069,-



## Aquadist

**Technische Daten:**  
Gewicht: 3,5 kg  
Abmessungen:  
Ø 23 cm, H 36 cm  
Garantie: 2 Jahre



Aquadist Wasseraufbereitungs-  
gerät inkl. Vorratskanister  
S-075 070 | 1 Stck. | ~~€ 289,00~~  
€ 239,00

~~289,-~~

**Euronda®**

239,-



## The Euroseal

**Technische Daten:**  
• Stromaufnahme: 100 Watt  
• Abmessungen (B x T x H):  
44 x 47 x 33 cm, mit ausge-  
fahrenem Rollenhalter: 43 cm  
• Gewicht: 7,1 kg  
• Lieferung ohne Folien  
• Garantie: 2 Jahre



The Euroseal  
inkl. Rollenhalter  
S-075 712  
1 Stck. | ~~€ 575,00~~  
€ 509,00

~~575,-~~

**Euronda®**

509,-



## Euroseal Valida 2019

**Technische Daten:**  
standard (B x H x T):  
500 x 315 x 485 mm,  
mit ausgez. Rollenhalter (B x H x T):  
500 x 420 x 485 mm  
ohne Rollenhalter (B x H x T):  
500 x 200 x 485 mm  
Gewicht: 8 kg  
Stromversorgung:  
200 – 240 V; 50/60 Hz  
Leistung: 150W  
Maße Siegelnaht: 12 x 310 mm  
Siegeltemperatur einstellbar  
zwischen 140 – 200 °C

Euroseal Valida 2019, validierbar  
S-343 401 | 1 Stck. | ~~€ 1.249,00~~  
€ 1.049,00



~~1.249,-~~

**Euronda®**

1.049,-



## Euroseal Infinity

**Technische Daten:**  
Maße (L x H x B):  
44,5 x 19,8 x 38,5 cm  
Herstellergarantie: 2 Jahre

Euroseal Infinity  
S-075 745 | 1 Stck. | ~~€ 549,00~~  
€ 489,00



~~549,-~~

**Euronda®**

489,-



## Foliensiegelgerät hawo hd 260 MS-8

**Technische Daten:**  
Siegelnahtbreite: 8 mm  
Siegelnahtlänge: max. 250 mm  
Maße (B x T x H): 420 x 300 x 220 mm  
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz  
Leistung: 850 Watt (nur während des Siegelns)  
Gewicht: ca. 8 kg  
Farbe: Gerät weiß,  
Ablagetisch (optional erhältlich) Edelstahl  
Garantie: 1 Jahr

hawo hd 260 MS-8 ohne Ablagetisch  
S-059 770 | 1 Stck. | ~~€ 429,00~~  
€ 359,00

Ablagetisch 260 T, B 36 x T 23 cm  
S-059 776 | 1 Stck. | ~~€ 37,60~~  
€ 33,00



~~429,-~~

**hawo**

359,-



## iCare C2

### Technische Daten:

Maße (B x T x H): 28 x 24 x 35 cm  
Garantie: 12 Monate

### Komplettset:

- iCare C2 Pflegegerät
- Adapter für Spannzangenreinigung
- Stromkabel
- HP Kopffilter
- Öl-Sprühschutz
- Ölfilter-Set
- 1 l Pflegeöl
- Einfüllstutzen für Pflegeöl
- Luftschlauch

S-559 010  
1 Set | € 1.729,00  
€ 1.499,00



## QUATTROcare PLUS

### Technische Daten:

Garantie: 12 Monate  
Gewicht: 10 kg  
Maße (B x T x H): 35 x 28 x 38 cm  
Druckluftanschluss: 4-6 bar  
Druckluftverbrauch: ca. 50 NI/Min.

### QUATTROcare PLUS 2124 A:

- Pflegegerät mit 4 Pflegekupplungen (1 x Multiflex, 3 x INTRAmatic)
- 1 Quattrocare Plus Spraydose
- Druckluftanschluss
- Zubehör

K-134 694 | 1 Stck. | € 1.795,00  
€ 1.599,00



Die passenden Instrumente finden Sie auf Seite 2 – 9.

**NSK**

~~1.729,-~~  
**1.499,-**



**KAVO**  
Dental Excellence

~~1.795,-~~  
**1.599,-**



## BioSonic UC 150

### Bewährte Funktionen & Vorteile:

- Maximierte Arbeitsfläche
- USB-Schnittstelle
- Edelstahltank
- Gebaut für Langlebigkeit
- Mehrere Beladungsoptionen
- Handschuhfreundliches Touchscreen Display
- Heizfunktion
- Klappdeckel mit Auf-/Zu-Erkennung
- Effizientes Entleerungs-System

### Inhalt:

- 1x Ultraschallreinigungsgerät mit Display und Deckel
- 1x Netzkabel
- 1x Kassettentorb
- 1x Abflussschlauch
- 1x Muster UC40 Reinigungslösung
- 1x Gebrauchsanweisung
- 1x Anleitung Schnellstart
- 1x Dichtung für Einbauversion
- 1x Einbauschablone

S-243 277 | 1 Stck. | € 1.178,00  
€ 1.050,00



**COLTENE**

~~1.178,-~~  
**1.050,-**

➤ Ultraschall-Reinigungssystem

## Ultraschallgeräte

| Technische Daten:            | GS2                | GS3                | GS4                     |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Inhalt:                      | 2 l                | 3 l                | 4 l                     |
| Arbeitsfrequenz:             | 35 kHz             | 35 kHz             | 35 kHz                  |
| Schallgeber:                 | 2 Schallgeber      | 3 Schallgeber      | 4 Breitband Schallgeber |
| Leistungsaufnahme:           | 250 W              | 420 W              | 460 W                   |
| Heizleistung:                | 150 W              | 300 W              | 300 W                   |
| Wannenabmessung (L x B x H): | 230 x 150 x 80 mm  | 238 x 138 x 100 mm | 300 x 150 x 100 mm      |
| Außenabmessung (L x B x H):  | 260 x 150 x 205 mm | 265 x 160 x 235 mm | 330 x 150 x 100 mm      |
| Garantie:                    | 1 Jahr             | 1 Jahr             | 1 Jahr                  |

### Ultraschallgerät GS 2:

Gerät inkl. Edelstahlkorb und Deckel

S-045 954 | 1 Stck. | € 272,50  
€ 199,00

### Ultraschallgerät GS 4:

Gerät inkl. Edelstahlkorb und Deckel

S-045 957 | 1 Stck. | € 375,00  
€ 279,00

### Ultraschallgerät GS 3:

Gerät inkl. Edelstahlkorb und Deckel

S-045 960 | 1 Stck. | € 325,00  
€ 239,00



qteck®  
GmbH

272,50 ab  
**199,-**



## Eurosonic 3D

### Technische Daten:

E-Light Lichtsystem  
kompakte Abmessungen:  
260 x 220 x 156 mm  
Leistungsaufnahme 280 Watt  
Garantie: 2 Jahre

### Eurosonic 3D

S-075 000 | 1 Stck. | € 495,00  
€ 399,00



Euronda®

495,-  
**399,-**



## Sonorex

### Sonorex DIGITEC

| Technische Daten:              | DT 255 H                           | DT 102 H                           |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Maße Schwingwanne (L x B x T): | 300 x 150 x 150 mm                 | 240 x 140 x 100 mm                 |
| Inhalt:                        | 5,5 l                              | 3,0 l                              |
| Schwingensystem:               | 2 PZT-Großflächen-Schwingensysteme | 3 PZT-Großflächen-Schwingensysteme |
| Ultraschall-Spitzenleistung:   | 640 W                              | 480 W                              |
| HF-Leistung:                   | 160 W                              | 120 W                              |
| Frequenz:                      | 35 kHz                             | 35 kHz                             |
| Heizung:                       | 280 W                              | 140 W                              |
| Außenmaße (L x B x H):         | 325 x 175 x 295 mm                 | 260 x 160 x 250 mm                 |
| Garantie:                      | 2 Jahre                            | 3 Jahre Langzeitgarantie           |

DT 255 H inkl. Ablaufkugelhahn,  
ohne Zubehör

S-092 923 | 1 Stck. | € 1.029,00  
€ 893,00

DT 102 H inkl. Ablaufkugelhahn,  
ohne Zubehör

S-092 924 | 1 Stck. | € 920,00  
€ 798,00



BANDELIN  
Ultraschall seit 1955

254,- ab  
**219,-**



### Sonorex Super RK 31

Technische Daten:  
Ultraschall-Spitzenleistung 160 W  
HF-Leistung 40 W  
Breitstrahl-Schwingensystem  
0,9 Liter-Schwingwanne, innen:  
L 190 x B 85 x T 60 mm  
Edelstahlgehäuse tropfwassergeschützt  
Außenmaße (L x B x H):  
205 x 100 x 180 mm, 1,8 kg  
Garantie: 2 Jahre

Sonorex Super RK 31

S-092 904 | 1 Stck. | € 254,00  
€ 219,00



### Sonorex Super RK 102 H

Technische Daten:  
Ultraschall-Spitzenleistung 480 W  
HF-Leistung 120 W  
Heizleistung 140 W  
mit Heizung 30-80 °C,  
regelbar durch Thermostat  
Kugelhahn- und Ablaufschlauch  
und Zeitgeber (1-15 Min.)  
Innenmaße: 240 x 140 x 100 mm  
Garantie: 3 Jahre

RK 102 H inkl. Ablaufkugelhahn,  
ohne Zubehör

S-092 901 | 1 Stck. | € 829,00  
€ 699,00



## Sattelstuhl Amazone/Jumper

### Technische Daten:

Höhenverstellbar von 57 – 76 cm  
Garantie: 2 Jahre auf das Polster,  
5 Jahre auf Metallteile, lebenslange  
Garantie auf die Gasfeder

*Die Stühle werden auftragsbezogen produziert  
und sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.  
Die Lieferung erfolgt direkt ab Hersteller  
ca. 4 Wochen nach Bestelleingang.  
Es fallen zusätzlich Versandkosten an.*

### Farbe

|                    | Amazone:<br>schmale Sitzposition | Jumper:<br>breite Sitzposition |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| schwarz Nr. K05    | S-259 000                        | S-259 006                      |
| anthrazit Nr. K85  | S-259 001                        | S-259 007                      |
| dunkelblau Nr. K89 | S-259 002                        | S-259 008                      |
| hellblau Nr. K80   | S-259 003                        | S-259 009                      |
| rubinrot Nr. K83   | S-259 004                        | S-259 010                      |
| 1 Stck.            | € 337,00<br>€ 299,00             | € 337,00<br>€ 299,00           |



**SCORE**

~~337,-~~  
**299,-**



## Arbeitsessel Nr. CDS 301

### Technische Daten:

Sitzfläche: Ø 40 x 10 cm  
Gewicht: 15 kg  
Höhenverstellbar von 51 – 69 cm  
Rückenlehne in drei Positionen und  
in der gewünschten Tiefe einstellbar

### Farbe

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Nr. E01<br>siemensgrau | S-075 051            |
| Nr. E02<br>siemensweiß | S-075 050            |
| Nr. E03<br>schwarz     | S-075 053            |
| Nr. E04<br>mintgrün    | S-075 055            |
| Nr. E05<br>rauchblau   | S-075 056            |
| Nr. E06<br>dunkelblau  | S-075 048            |
| 1 Stck.                | € 549,00<br>€ 499,00 |



~~449,-~~  
**399,-**

**Euronda**

## Coral-Arbeitsessel

### Technische Daten:

Sitzfläche: Ø 39 x 9 cm  
Höhenverstellbar von 50 – 68 cm  
Rückenlehne in drei Positionen  
und 360° drehbar

### Farbe

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Nr. E01<br>siemensgrau | S-075 065            |
| Nr. E02<br>siemensweiß | S-075 066            |
| Nr. E03<br>schwarz     | S-075 059            |
| Nr. E04<br>mintgrün    | S-075 067            |
| Nr. E05<br>rauchblau   | S-075 068            |
| Nr. E06<br>dunkelblau  | S-075 069            |
| 1 Stck.                | € 449,00<br>€ 399,00 |



## Onyx Arbeitsplatzstuhl

### Technische Daten:

Sitzfläche: Ø 39 x 9 cm  
Gewicht: 11 kg  
Höhenverstellbar von 50 – 65 cm  
Rückenlehne in drei Positionen  
und 360° drehbar

### Farbe

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Nr. E01<br>grau        | S-075 080            |
| Nr. E02<br>siemensweiß | S-075 081            |
| Nr. E03<br>schwarz     | S-075 082            |
| Nr. E06<br>dunkelblau  | S-075 085            |
| Nr. E07<br>bordeaux    | S-075 086            |
| 1 Stck.                | € 449,00<br>€ 399,00 |



*Hinweis: Lieferung erfolgt direkt ab  
Hersteller ca. 14 Tage nach Bestelleingang.  
Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar.*

## Neon 2

### Technische Daten:

Maße: Sitzhöhe:  
450 – 620 mm  
Sitzbreite: 470 mm  
Sitztiefe: 420 – 480 mm  
Rückenlehnenhöhe:  
570 mm  
Ø Fußkreuz: 700 mm

### Arbeitsstuhl

| Farbe        | Neon 2               |
|--------------|----------------------|
| Happy orange | S-196 901            |
| Mars green   | S-196 902            |
| Cool grey    | S-196 903            |
| Ocean blue   | S-196 904            |
| 1 Stck.      | € 359,00<br>€ 325,00 |

### Polsterelemente

| Farbe   | Duotec              | Supertec             | Kunstleder          |
|---------|---------------------|----------------------|---------------------|
| schwarz | S-196 905           | S-196 908            | S-196 911           |
| blau    | S-196 906           | S-196 909            | S-196 912           |
| grau    | S-196 907           | S-196 910            | S-196 913           |
| 1 Stck. | € 107,50<br>€ 98,90 | € 138,00<br>€ 124,90 | € 107,50<br>€ 98,90 |

Option Arbeitsstuhl  
montiert in Schutzhülle  
S-195 914 | 1 Stck. | € 15,00  
Option Fußkreuz in Aluminium  
S-195 915 | 1 Stck. | € 15,00



**bimos**

~~359,-~~  
**325,-**



## Microlux 2

### Technische Daten:

Zwei Lichtleistungsstufen:  
hoch 5.000 Lux/ niedrig 1.500 Lux  
Maße: Länge 155 mm, Ø 14,6 mm  
Gewicht: 68 g mit Lichtleiter

Microlux 2 Kit mit 3 mm Lichtleiter  
S-005 020 | 1 Stck. | ~~€ 297,50~~  
€ 269,00

Microlux 2 Kit mit 2 mm Lichtleiter  
S-005 021 | 1 Stck. | ~~€ 297,50~~  
€ 269,00



sigmaDENTAL  
Für Harmonie des Zahns

~~297,50~~

269,-



## Microlux Diagnostiksonde

Microlux Kit mit 2 mm Ansatz  
S-005 010 | 1 Stck. | ~~€ 265,00~~  
€ 239,00

Microlux Kit mit 3 mm Ansatz  
S-005 005 | 1 Stck. | ~~€ 265,00~~  
€ 239,00



sigmaDENTAL  
Für Harmonie des Zahns

~~265,-~~

239,-



## Rite lite

Rite lite Beleuchtung inkl. 1 Block  
(25 Blatt) neutrale Farbstreifen  
S-005 910 | 1 Stck. | ~~€ 285,00~~  
€ 259,00

Block neutrale Farbstreifen, 25 Blatt  
S-005 911 | 1 Stck. | ~~€ 8,20~~  
€ 7,50



sigmaDENTAL  
Für Harmonie des Zahns

~~285,-~~

259,-



## Lupenbrille / Lupenbrille Super Scope

2,5-fach vergrößernd  
S-005 930 | 1 Stck. | ~~€ 44,60~~  
€ 39,00

Lupenbrille Super Scope  
S-005 932 | 1 Stck. | ~~€ 118,00~~  
€ 105,00

4-fach vergrößernd  
S-005 931 | 1 Stck. | ~~€ 44,60~~  
€ 39,00

Lupenbrille  
Super Scope



Lupenbrille

sigmaDENTAL  
Für Harmonie des Zahns

~~44,60 ab~~

39,-



## Etagenwagen

### Technische Daten:

Gesamtmaß: 46 x 36 x 79 cm  
Ablagefläche: 38 x 28 cm

Lieferzeiten möglich!

Etagenwagen

S-598 061 | 1 Stck. | ~~€ 190,00~~  
€ 129,00

Etagenwagen

mit montierter Steckdose

S-598 069 | 1 Stck. | ~~€ 215,00~~  
€ 149,00



## BDS Lichtsystem 3 in 1

BDS Lichtsystem 3 in 1

K-098 082 | 1 Stck. | ~~€ 149,00~~  
€ 119,00



~~149,-~~

119,-



~~190,-~~ ab  
129,-



30%  
SPAREN

## Bravo Mikromotor Portable II

- Arbeiten ohne Steckdose, ideal bei Hausbesuchen
- Stufenlos regelbarer Motor mit Vor- und Rückwärtslauf (0 – 25.000 U/min)
- Geeignet für jedes Standardhand- und -winkelstück mit planem Aufnahmeschaft ohne Intraspray und ohne Lichtleiter
- Nur für extraorale Arbeiten
- Lässt sich platzsparend am Gürtel befestigen
- Aufladbarer, langlebiger Akku, Aufladezeit 6 Stunden, bis zu 8 Stunden reine Arbeitszeit



komplett mit Motor, Gürteltasche und Aufladegerät (ohne Handstück)  
S-022 097 | 1 Stck. | ~~€ 472,00~~  
€ 425,00

» Kräftiger, tragbarer Mikromotor

~~472,-~~

425,-



## Auflicht-Stereo-Mikroskop 33263

### Technische Daten:

Augenabstand: von 55–74 mm einstellbar  
Dioptrienausgleich: +/- 5 dpt  
Gelenkarmlänge: 850 mm  
Garantie: 2 Jahre

Mikroskop mit

LED-Auflicht-Ring-Leuchte

S-798 999 | 1 Stck. | ~~€ 635,00~~  
€ 569,00



~~635,-~~

569,-



ESCHENBACH

## Eye Special C-IV

### Technische Daten:

12-Megapixel, digitaler Zoom in 10 Stufen von 1,05 – 2 fach, optischer Zoom, Brennweite 28 – 300 mm, Autofokus, automatische Belichtung, Speichermedien: SD-/SDHC-/SDXC-Karten (max. 512 GB)  
Garantie: 12 Monate

Eye Special C-IV mit Objektivdeckel, 16 GB SDHC-Karte, Viedokabel, Handriemen, Shofu-Graukarte, 4 AA Batterien, Benutzerhandbuch, Alu-Koffer

S-172 002 | 1 Stck. | ~~€ 2.795,00~~  
€ 2.499,00



~~2.795,-~~

2.499,-



## Defibrillator FRED PA-1

### Technische Daten:

Außenmaße (L x B x H): 31,0 x 25,5 x 10,0 cm  
Gewicht: ca. 2,5 kg  
Garantie: 10 Jahre

Lieferung und Einweisung erfolgt  
direkt ab Hersteller ca. 8 – 10 Tage  
nach Bestelleingang.

### FRED PA-1 Vollautomat:

6-Jahres-Batterie, Elektroden  
S-759 000 | 1 Stck. | € 1.299,00

### FRED PA-1 Halbautomat:

6-Jahres-Batterie, Elektroden  
S-759 001 | 1 Stck. | € 1.299,00



1.299,-



## Notfallkoffer Kombi-Zahnarzt

### Technische Daten:

Koffermaße (B x H x T): 42 x 32 x 15 cm

### Inhalt:

Reanimation: 1 Sauerstoff-Flasche 1 Liter, 1 Präzisionsdruckminderer, fest eingestellt, 6 l/Min. (die Firma notfallkoffer.de bietet eine kostenlose Verfallzeiterinnerung mit Austauschservice), 1 Beatmungsbeutel 1.600 ml mit Patientenventil, je 1 Beatmungsgröße 3 und 5, 1 Sauerstoff-Schlauch, 1 Sauerstoff-Reservoir  
Inhalation: 1 Inhalationsmaske mit Sparbeutel, 1 Sauerstoffkatheter mit Kompressur, 1 Sauerstoff-Nasenbrille Notfallinstrumente: je 1 Guedeltubus Gr. 2, 3 und 4, 1 Hyperventilationsmaske, je 1 Kleiderschere und Rettungsdecke (im Verbandsmittelsortiment enthalten)  
Infusion: 1 Einhandstaubinde, je 2 Venenkanülen G 20, G 22, 4 Fixierpflaster für Venenverweilkanülen, 1 Desinfektionsspray, 4 sterile Tupfer, 1 Kanülenabwurfbox, 2 Infusionsbestecke, 1 Rolle Seidenpflaster, je 2 Einmalspritzen 2 ml, 5 ml, 10 ml, je 3 Einmalkanülen G 1, G 14, 1 Paar Schutzhandschuhe  
Erste-Hilfe-Material: 72-teiliges Verbandsmittelsortiment DIN 13157 (gem. UVV für Betriebe bis 20 bzw. 50 Mitarbeiter).

### Notfallkoffer Kombi-Zahnarzt

S-098 024 | 1 Stck. | € 609,00  
€ 548,00

Lieferung erfolgt direkt ab Hersteller  
ca. 8 – 10 Tage nach Bestelleingang.



~~609,-~~  
548,-



## Notfallkoffer EuroSafe Dental

### Technische Daten:

Koffermaße (B x H x T): 45 x 31 x 16 cm

### Inhalt:

Reanimation: Beatmungseinheit bestehend aus Beatmungsbeutel mit Sauerstoffreservoir und zwei Beatmungsmasken, Sauerstoffzuleitung sowie 1 Liter-Sauerstoff-Flasche mit Präzisionsdruckminderer, fest eingestellt auf 6 l/Min. (33 Min. Sauerstoffvorrat) notfallkoffer.de bietet eine kostenlose Verfallzeiterinnerung mit Austauschservice.  
Infusion: 1 Einhandstaubinde, 1 Desinfektionsspray 50 ml, 4 sterile Tupfer, 4 Venenverweilkanülen (G 20, G 22), 4 Fixierpflaster für Venenverweilkanülen, 1 Kanülenabwurfbox, 2 Infusionsbestecke, 1 Rolle Seidenpflaster, 6 Einmalspritzen (2 ml, 5 ml, 10 ml), 6 Einmalkanülen (G 1, G 14), 1 Paar Schutzhandschuhe  
Inhalation: 1 Inhalationsmaske, 1 Sauerstoff-Nasenbrille, 1 Sauerstoffkatheter  
Atemwegsmanagement: 3 Larynx-tuben Gr. 3, 4, 5 (disposable), 1 Blockerspritze  
Diagnose: 1 Diagnoseleuchte, 1 Qualitäts-Stethoskop  
Notfallinstrumente: 3 Guedeltuben, 1 Hyperventilationsmaske, 1 Kleiderschere, 1 Rettungsdecke  
2 Jahre Garantie.  
Medikamente sind im Lieferumfang nicht enthalten.

### Notfallkoffer EuroSafe Dental

S-098 027 | 1 Stck. | € 899,00  
€ 799,00

Lieferung erfolgt direkt ab Hersteller  
ca. 8 – 10 Tage nach Bestelleingang.



~~899,-~~  
799,-



## OccluSense®

- Kombination aus traditioneller und digitaler Darstellung
- Anwendung des Einmal-Drucksensors wie herkömmliche Okklusionsprüfmittel
- Verwendung eines Handgerätes mit einem 60µm dünnen Einmal-Drucksensor
- Digitale Erfassung der Kaukraft des Patienten mit 256 Druckstufen
- Abbildung der Daten mit der kostenfreien OccluSense® App
- Übertragung der Daten über WLAN-Netzwerk
- Daten auswerten, organisieren, speichern, vergleichen oder exportieren
- Bis zu 4 Stunden Nutzungsdauer bei voll geladenem Akku
- Induktives Ladegerät für kabellose Aufladung

Garantie: 12 Monate auf alle Produktkomponenten

### OccluSense® Set:

- OccluSense® Handgerät
- induktives Ladegerät
- 25 OccluSense® Sensoren BK 5025
- OccluSense® Testsensor
- 3 AAA NiMH Akkus
- 1 Schraubendreher IP 6
- Handbuch
- Auslieferung in einem praktischen Koffer

S-243 612 | 1 Set | € 990,00  
€ 899,00



iPad mini ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Bausch®

990,-  
899,-



Gerät zur Darstellung von Druckverhältnissen auf Okklusalfächen

## SYMPRO

### SYMPRO kpl.:

- inkl. Pinzette
- Haltemagnet
- Reinigungsbecher weiß
- Reinigungsbecher grau
- 75 g Reinigungsnadeln
- 400 ml SYMPROfluid Universal

S-361 930 | 1 Stck. | € 815,00  
€ 690,00



815,-  
690,-



## VisCalor bulk

Thermoviskoses Bulk-Fill-Composite. Durch Erwärmung ist das Material bei der Applikation fließfähig und wird anschließend sofort modellierbar (Thermo-Viscous-Technology). Optimales Anfließen an Ränder und unter sich gehende Bereiche - minimiert die Gefahr von Randspaltbildung. 4 mm Bulk-Fill ohne Übersichten. Luftblasenfreie Applikation. Eine universelle und drei ästhetische Farben. Für Füllungen im Seitenzahnbereich Klasse I und II, Unterfüllung in Kavitäten der Klassen I und II, Füllungen der Klasse V. Der VisCalor Dispenser verfügt über zwei Aufheizprogramme, eins für VisCalor bulk und eins für alle anderen Voco-Composites. Caps Warmer mit 3 Temperaturstufen zur Wahl - je nach klinischer Situation und gewünschter Konsistenz, zum Erwärmen von Composite Caps.

### Dispenser Set:

- 80 x 0,25 g (je 16 x universal, A1, A2, 32 x A3)
- 1 VisCalor Dispenser Temperiergerät

S-775 149 | 1 Pckg. | € 745,00  
€ 499,00



Weltweit erstes Composite mit Thermo-Viscous-Technology



745,-  
499,-



## Form 3B 3D-Drucker

Der Form 3B ist ein 3D-Drucker für die Zahnmedizin und für kleinere Stückzahlen konzipiert. Eine einheitliche Fertigung hochwertiger Teile wird durch ihn gewährleistet. Genauer, wiederholbarer Druck mit weniger Ausschuss. Optimiert für den ununterbrochenen Einsatz mit intelligenten Sensoren, Ferndruck und vom Kunden austauschbaren Komponenten. Biokompatible Materialien für eine ständig wachsende Zahl an zahnmedizinischen Indikationen. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Günstige Einstiegs- und Gesamtbetriebskosten. Bietet „Plug and Play“. Ein intuitives System, das alle Mitarbeiter schnell verstehen und einsetzen können. Vorhersehbare Software- und Firmwareupdates alle drei Monate, immer validiert, immer optional. Optional sind zudem drei verschiedene Servicepakete erhältlich, welche die Serviceleistung seitens Formlabs um 1 bis 3 Jahre erweitert.

### Technische Daten:

Maße (B x T x H): 470 x 570 x 660 mm  
Gewicht: 19,8 kg

### Basis Paket:

- Form 3B 3D Drucker
- Harz-Tank
- Build-Plattform
- Finishing-Kit
- Patronen-Kit

S-993 900 | 1 Set | € 3.934,00

Dental Service Plan 3B: 1 Jahr

S-993 901 | 1 Stck. | € 765,00

Dental Service Plan 3B: 2 Jahre

S-993 902 | 1 Stck. | € 1.865,00

Dental Service Plan 3B: 3 Jahre

S-993 903 | 1 Stck. | € 2.765,00



formlabs

3.934,-



# heja+

## Schnell & einfach bestellen mit der **M+W BESTELL-APP**



- Blitzschnell M+W QR-Codes scannen und direkt per App nachbestellen
- Übersicht des Warenkorbes per Mail zusenden
- Exklusive Rabatte in der App
- Auch mit Eingabe der M+W Artikelnummer bestellen
- Gewohnt schnelle Lieferung – bis 17 Uhr bestellt, morgen geliefert



Aktuell verfügbar in Deutschland  
Erfordert iOS 11.0 / Android 7.0 oder neuer

### 1. INSTALLIEREN

Laden Sie sich unsere kostenlose App auf Ihr Handy oder Tablet.

### 2. ANMELDEN / REGISTRIEREN

Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten aus unserem Online-Shop an.

Sie haben noch keinen Online-Zugang? Legen Sie ein neues Benutzer-Konto in der App an.

**Übrigens:** Sie können Ihren Account auch auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen.

Sie erhalten eine E-Mail von [bestellapp@mw dental.de](mailto:bestellapp@mw dental.de) mit Ihren Zugangsdaten. Ihr Passwort können Sie unter „Einstellungen“ ändern.

### 3. QR-CODES SCANNEN UND ANFORDERN

Über die Kamerafunktion in der App können Sie QR-Codes von Produkten oder Produktgruppen scannen. Fordern Sie Ihre individuellen QR-Codes bei uns an oder aus unseren Katalogen scannen.

**Übrigens:** Sie können sie auch als Aufkleber oder Liste, digital oder print kostenlos bei uns anfordern: **0 60 42 / 88 00 88**

### 4. MANUELLE EINGABE

Sie können auch mit der M+W Artikelnummer manuell bestellen. Das gilt auch für Ihre Sonderbestellungen. Bitte vergessen Sie nicht die Nummer nach der Eingabe zu bestätigen.

### 5. WARENKORB

Im Warenkorb können Sie Mengen ändern oder Artikel löschen. Ihren Rabattcode lösen Sie im Feld „Aktionscode“ ein.

**Übrigens:** Über das Brief-Symbol können Sie den Warenkorb via E-Mail verschicken. Sie brauchen dazu ein E-Mail-Konto auf Ihrem Gerät.



## ZÄHNE MIT DER APP BESTELLEN

Fordern Sie dazu Ihre individuellen QR-Codes bei uns an.



**10% Rabatt\***  
auf Zähne

› Bis zum 04.01.2021

› Gutscheincode: 20

\* Bis zum 04.01.2021 erhalten Sie unter Angabe des Aktionscodes 20 10% Rabatt auf alle Zähne. Der Rabatt kann nicht mit zurückliegenden Bestellungen verrechnet werden. Die Rabatt-Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!



## POLYLUX Lichthärtgerät

### Technische Daten:

Leistung: 230 V/36 W/50 Hz  
Röhren: 4 x 9 Watt 119-40 KR  
Spektralbereich: 350 – 400 nm  
Polymerisationszeiten: 5 Min./10 Min./  
Dauerbetrieb Auswahl während der  
10 Sekunden Blinkanzeige  
Funktionen: Lade öffnen – Gerät schaltet aus  
Lade schließen – Gerät schaltet ein  
Außenmaße (L x B x H): 240 x 210 x 105 mm  
Lichtraummaße (L x B x H): 150 x 150 x 50 mm

**15%**  
SPAREN

Polylux, kpl. mit 4 Standard Röhren  
S-115 927 | 1 Stck. | ~~€ 229,00~~  
€ 195,00



~~229,-~~

**195,-**



## VAPORBOY Abdampfgerät

### Technische Daten:

Netzanschluss: 230 V / 50 – 60 Hz  
Aufnahmeleistung: 1.100 W  
Maße (H x B x T): 290 x 330 x 330 mm  
Gewicht: 9 kg  
Druck: 0 – 4 bar  
Tankvolumen: 3,5 l  
Garantie: 2 Jahre

**15%**  
SPAREN

### VaporBoy

S-000 994  
1 Stck. | ~~€ 998,00~~  
€ 848,00



~~998,-~~

**848,-**



## GLÄNZGERÄT G-2

### Technische Daten:

Spannung: 230 V  
Leistung: 130 W  
Glänzstrom: fest eingestellt (4,75 A)  
Maße (H x B x T): 260 x 224 x 346 mm  
Gewicht: 6 kg  
Garantie: 1 Jahr

Gerät inkl. Glänztropf  
S-198 930 | 1 Stck. | ~~€ 849,00~~  
€ 759,00



~~849,-~~

**759,-**



## LC LICHTHÄRTEGERÄT TYP I

### Technische Daten:

Spektralbereich: 300 – 400 nm  
Außenmaße (L x B x H): 235 x 145 x 90 mm  
Innenmaße (L x B x H): 205 x 125 x 80 mm  
Garantie: 1 Jahr

Gerät mit 3 Lampen  
und Lichtschutzdeckel  
S-498 915 | 1 Stck. | ~~€ 275,00~~  
€ 248,00



~~275,-~~

**248,-**



# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!



## INDU-HEAT

Induktionsheizgerät zu der Erwärmung von Wachsmessern, Sonden und anderen dentalen Instrumenten.

### Technische Daten:

Spannung: 230 V  
Leistung: 100 W  
Maße (H x B x T): 95 x 92 x 270 mm  
Gewicht: 550 g  
Garantie: 1 Jahr

Indu-Heat  
S-300 905 | 1 Stck. | ~~€ 215,00~~  
€ 193,50

10%  
SPAREN

NEU



› Einführungsangebot! ‹

~~215,-~~

193,50



## SANDBLASTER

Das Gerät verfügt über ein pneumatisches Fußpedal, zwei Strahlentanks jew. für 50 – 80 µm und 110 – 250 µm, sowie zwei Stahlgriffel (Auslieferung mit 0,8 und 1,3 mm Düse) welche per Wahlschalter separat angesteuert werden können.

### Technische Daten:

Spannung: 220 – 230 V  
Leistung LED: 13 W/1000 Lumen  
Maße (H x B x T): 380 x 430 x 400 mm  
Maße Saugstutzen: Ø 35 mm, L = 40 mm  
Arbeitsdruck: 1 – 7 bar  
Strahlentank Füllmenge: ca. 700 g  
Gewicht: 13 kg  
Garantie: 1 Jahr

### SANDBLASTER

S-700 900 | 1 Stck. | ~~€ 595,00~~  
€ 535,00

10%  
SPAREN



~~595,-~~

535,-



## RÜTTLER

Rüttler 100 W

S-094 950  
1 Stck. | ~~€ 209,00~~  
€ 178,00

Rüttler 150 W

S-094 951  
1 Stck. | ~~€ 289,00~~  
€ 245,00

### Technische Daten: M+W Rüttler 100 W M+W Rüttler 150 W

|           |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|
| Spannung: | 230 V / 50 Hz      | 230 V / 50 Hz      |
| Leistung: | 150 W              | 400 W              |
| Strom:    | 1,5 A              | 2,5 A              |
| Maße:     | 140 x 140 x 115 mm | 210 x 140 x 115 mm |
| Gewicht:  | 5 kg               | 10 kg              |
| Garantie: | 1 Jahr             | 1 Jahr             |

~~209,-~~ ab

178,-



15%  
SPAREN



# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

## Labolight DUO

Labolight DUO kpl.  
S-147 936  
1 Stck. | € 2.725,00  
€ 2.450,00



~~2.725,-~~

**2.450,-**



## Polymax 5

- Temperaturbereich stufenlos bis 95 °C
- Stufenlos regelbarer Druck von 3 – 6 bar
- Besonders großes Drucktopfvolumen
- Geeignet zur Aufnahme von großen Artikulatoren, 3 Messingküvetten mit Bügel oder 4 Castdon-Küvetten
- Druckschlauch und Wasserablaufschlauch inklusive

### Technische Daten

Spannung: 230 V  
Leistungsaufnahme: 900 W  
Druck: 3 – 6 bar (variabel)  
Gewicht: 15,6 kg  
Abmessungen (H x B x T):  
310 x 340 x 400 mm  
Drucktopfdurchmesser: 220 mm  
Drucktopftiefe: 174 mm  
Temperaturbereich: 0 – 95 °C  
Frequenz: 50 – 60 Hz

Polymax 5 rot  
S-115 916 | 1 Stck. | € 1.859,00  
€ 1.645,00

Polymax 5 silber  
S-313 271 | 1 Stck. | € 1.859,00  
€ 1.645,00



~~1.859,-~~

**1.645,-**



## Ultimate XL

**Compact Tischgerät:**  
inkl. Steuergerät, Motor-Handstück  
Compact, Handstückablage  
und Fußanlasser  
S-299 991 | 1 Stck. | € 1.050,00  
€ 945,00

**Compact Fußsteuergerät:**  
inkl. Steuergerät, Motor-Handstück  
Compact und Handstückablage  
S-299 998 | 1 Stck. | € 1.050,00  
€ 945,00

**Compact Knieanlasser:**  
inkl. Steuergerät, Motor-Handstück  
Compact und Handstückablage  
S-299 999 | 1 Stck. | € 1.050,00  
€ 945,00

**Motor-Handstück Torque UMXLT**  
S-299 987 | 1 Stck. | € 679,00  
€ 615,00

**Motor-Handstück Compact UMXLC**  
S-299 988 | 1 Stck. | € 679,00  
€ 615,00

**Torque Tischgerät:**  
inkl. Steuergerät, Motor-Handstück  
Torque, Handstückablage  
und Fußanlasser  
S-299 989 | 1 Stck. | € 1.258,00  
€ 1.135,00

**Torque Fußsteuergerät:**  
inkl. Steuergerät, Motor-Handstück  
Torque und Handstückablage  
S-299 986 | 1 Stck. | € 1.258,00  
€ 1.135,00

**Torque Knieanlasser:**  
inkl. Steuergerät, Motor-Handstück  
Torque und Handstückablage  
S-299 985 | 1 Stck. | € 1.258,00  
€ 1.135,00

**Torque Tischgerät/Turmmodell:**  
inkl. Steuergerät, Motor-Handstück  
Torque, Handstückablage  
und Fußanlasser  
S-299 984 | 1 Stck. | € 1.258,00  
€ 1.135,00

| Technische Daten:  | Torque Version       | Compact Version      |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Drehzahl:          | 1.000 – 50.000 U/min | 1.000 – 50.000 U/min |
| Max. Drehmoment:   | 8,7 Ncm              | 6,0 Ncm              |
| Handstück:         | 151 cm x Ø 29 mm     | 144 cm x Ø 27 mm     |
| Gewicht Handstück: | 219 g                | 181 g                |
| Kabellänge:        | 2 m                  | 2 m                  |
| Garantie:          | 1 Jahr               | 1 Jahr               |



~~1.050,-~~  
**945,-**



**NSK**

# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

## Silent compact

### Technische Daten:

Netzspannung: 220 - 240 V / 50 / 60 Hz  
Leistung: 490 W  
Maße (B x H x T): 245 x 440 x 500 mm  
Saugleistung (max.): 2500 l/min  
Geräuschpegel: 56,9 dB (A)  
Füllvolumen Staubschublade: ca. 2,6 l  
Garantie: 3 Jahre

Silent compact inkl. 2 m Saugschlauch  
S-661 928 | 1 Stck. | ~~€ 989,00~~  
€ 840,00



~~989,-~~  
**840,-**



## Twister

### Technische Daten:

Netzspannung: 240V / 50 - 60 Hz  
Drehzahl: 100 - 450 U/min  
Vakuum max: ca. 890 mbar  
Becherdruck absolut: ca. 80 mbar  
Förderleistung max.: 16 l/min  
Maße (B x H x T): 105 x 285 x 235 mm  
Gewicht: 5,2 kg (ohne Becher)  
Garantie: 3 Jahre

Twister  
S-561 914 | 1 Stck. | ~~€ 1.038,00~~  
€ 935,00



~~1.038,-~~  
**935,-**



## Basic eco

### Technische Daten:

Arbeitsdruck: 1 - 6 bar  
Anschlussdruck max.: 6 bar  
Netzspannung: 230 V, 50/60Hz  
Luftverbrauch: 98 l/Min. bei 6 bar  
Leistungsaufnahme: 9 W  
Strahlkammervolumen: 10 l  
Maße (B x H x T): 350 x 275 x 400 mm  
Gewicht 2 Tanks: 5,5 kg  
Garantie: 3 Jahre

Gerät kpl. mit 2 Tanks:  
1 x 25 - 70 µm, 1 x 70 - 250 µm  
S-661 962 | 1 Stck. | ~~€ 889,00~~  
€ 755,00



~~889,-~~  
**755,-**



## Basic quattro IS

### Gerät kpl. mit 2 Tanks:

1 x 25 - 70 µm, 1 x 70 - 250 µm  
S-561 923 | 1 Stck. | ~~€ 1.750,00~~  
€ 1.575,00



~~1.750,-~~  
**1.575,-**



## Gipstrimmer MT 3/ MT 3 pro

### Technische Daten:

|                   | MT 3                    | MT 3 pro           |
|-------------------|-------------------------|--------------------|
| Netzanschluss:    | 220 - 240 V, 50 / 60 Hz | 230 V / 50 Hz      |
| Aufnahmeleistung: | 1.300 W                 | 1.650 W            |
| Maße (B x H x T): | 298 x 316 x 412 mm      | 298 x 316 x 412 mm |
| Drehzahl:         | 2.880 U/min.            | 3.450 U/min.       |
| Gewicht:          | 13,2 kg                 | 14,5 kg            |
| Garantie:         | 3 Jahre                 | 3 Jahre            |

MT 3 mit Klettfix-Scheibe  
S-561 926 | 1 Stck. | ~~€ 645,00~~  
€ 550,00

MT 3 mit teildiamantierter  
Marathon-Trimmerscheibe  
S-561 927 | 1 Stck. | ~~€ 1.150,00~~  
€ 970,00

MT 3 pro mit teildiamantierter  
Marathon-Trimmerscheibe  
S-561 928 | 1 Stck. | ~~€ 1.150,00~~  
€ 970,00



~~645,-~~ ab  
**550,-**



# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

## SUPERSTEAM

### Technische Daten:

Netzanschluss: 230 V/50 - 60 Hz  
Aufnahmeleistung: 2.200 W  
Gewicht: 14 kg  
Maße (H x B x T): 420 x 300 x 350 mm  
Temperatur: 160 °C  
Druck: 6 bar  
Tankvolumen: 5 l  
Garantie: 2 Jahre

Gerät kpl.

S-064 932 | 1 Stck. | ~~€ 2.448,00~~  
€ 2.079,00



~~2.448,-~~  
2.079,-



## Erkoform-3d+

### Technische Daten:

Spannung: 230 V  
Leistung: 360 W  
Maße (H x B x T): 315 x 350 x 370 mm  
Ø Folien: 120 mm  
Folienstärke: 0 - 5,5 mm  
Max. Vakuum: 0,8 bar  
Gewicht: 11,9 kg  
Garantie: 2 Jahre

Erkoform-3d+

S-119 939  
1 Stck. | ~~€ 1.590,00~~  
€ 1.390,00



~~1.590,-~~  
1.390,-



## Erkoform-3d+ motion

### Technische Daten:

Spannung: 230 V  
Leistung: 380 W  
Maße (H x B x T): 315 x 350 x 370 mm  
Gewicht: 13,1 kg  
Garantie: 2 Jahre

Erkoform-3d+ motion

S-119 938 | 1 Stck. | ~~€ 1.950,00~~  
€ 1.690,00

### Basis Vakuum Paket:

- Take-off Zange
- Ausarbeitungsset Quick 3
- Erkoskin
- Spezialschere XL,
- Folien: je 20 Stck.  
Erkoloc-pro 1,0 mm,  
Erkoflex-bleach 1,0 mm,  
Erkolen 1,0 mm,  
Erkodur 1,0 mm

S-119 925 | 1 Stck. | ~~€ 1.742,00~~  
€ 1.565,00



~~1.742,-~~ ab  
1.565,-



# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

## MINISTAR S

### Technische Daten:

Maße (B x H x T): 500 x 210 x 400 mm  
Leistung: 230 V, 750 W  
Arbeitsdruck: 0,5 – 4,0 bar  
Gewicht: 9,0 kg  
Garantie: 3 Jahre

### AKTION

BEIM KAUF EINES MINISTAR S  
SIND DIE EINWEISUNG UND  
EIN MATERIALPAKET IM  
WERT VON € 150,- DURCH  
DEN SCHEU-DENTAL  
AUSSDIENST IM PREIS  
ENTHALTEN.

### MINISTAR S

S-366 951 | 1 Stck. | ~~€ 1.550,00~~  
€ 1.395,00



SCHEU

~~1.550,-~~

1.395,-



## BIOSTAR VII

### Technische Daten:

Leistung: 230 V / 750 W  
Arbeitsdruck: 0,5 – 6,0 bar  
Maße (B x H x T): 450 x 230 x 260 mm  
Gewicht: 14 kg  
Garantie: 3 Jahre

### AKTION

BEIM KAUF EINES BIOSTAR VII  
SIND DIE EINWEISUNG UND  
EIN MATERIALPAKET IM  
WERT VON € 300,- DURCH  
DEN SCHEU-DENTAL  
AUSSDIENST IM PREIS  
ENTHALTEN.

### BIOSTAR

S-366 999 | 1 Stck. | ~~€ 2.895,00~~  
€ 2.595,00



SCHEU

~~2.895,-~~

2.595,-



## Punktstrahlgerät P-G 400

### Technische Daten:

Spannung: 230 V  
Leistung: 120 W  
Maße (B x H x T): 490 x 400 x 680 mm  
Druckluftanschluss: ca. 9 bar  
Luftverbrauch: ca. 80 l/min.  
Strahleinheiten: P-G 400/2- 2,  
P-G 400/3- 3, P-G 400/4- 4  
Gewicht: P-G 400/2- 39 kg,  
P-G 400/3- 42 kg, P-G 400/4- 45 kg  
Garantie: 1 Jahr

### P-G 400/2 kpl.

S-098 981 | 1 Stck. | ~~€ 4.650,00~~  
€ 3.999,00

### P-G 400/3 kpl.

S-098 982 | 1 Stck. | ~~€ 5.670,00~~  
€ 4.999,00

### P-G 400/4 kpl.

S-098 983 | 1 Stck. | ~~€ 6.690,00~~  
€ 5.999,00



HARNISCH+RIETH  
DENTAL LABORATORY TECHNOLOGY

~~4.650,- ab~~

3.999,-



**GÜLTIG  
BIS ZUM  
04.01.2021**

PLZ

Ort

**An M+W faxen oder per Post an:** M+W Dental, Postfach 14 40, D-63652 Büdingen  
M+W Dental Austria, Albert-Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien

**FREEFAX AN: 00 800 / 88 00 80 01**

\* Faxwerbung abbestellen unter: Freefax 00 800 / 88 00 80 01

**Unsere Bestell-Hotline: 0 60 42 / 88 00 88** In Österreich: 0800 / 50 08 09

M+W Kundennummer

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

**bestellt von (Name/Vorname)**

|  |
|--|
|  |
|--|

## Lieferung

11

schnellstmöglich

7

am

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Fax-Seite

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

von

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Seiten insgesamt

Bitte geben Sie bei Bestellungen aus diesem Katalog vor der Artikelnummer ein »S« an.

[illegible]

Alle Preise zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt. Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental.

**heja+**



Mehr Infos unter: <https://www.mwdental.de/bestellapp>



# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

## Programat EP 3010 Aktionspaket

### Technische Daten:

Netzanschluss: 200 – 240 V,  
50 – 60 Hz  
Maße (T x B x H):  
465 x 320 / 390  
(mit Ablageplatte) x 550 mm  
Brennraum: Ø 90 mm / H 80 mm  
max. Brenntemperatur: 1.200 °C  
Gewicht: 18,3 kg  
Garantie: 2 Jahre (Ausnahme  
Heizmuffel mit 2 Jahren oder  
1.200 Betriebsstunden)

### Aktionspaket:

Programat EP 3010  
+ Vakuumpumpe VP5  
+ IPS Empress Muffelzange  
+ IPS e.max Press Intro Kit  
**S-452 909 | 1 Stck. | € 9.404,70**  
€ 7.900,00

ERSPARNIS ÜBER € 1.500,-



~~9.404,70~~  
**7.900,-**



## Programat P310 Aktionspaket

### Technische Daten:

Netzanschluss: 200 – 240 V,  
50 – 60 Hz  
Außenmaße (T x B x H):  
465 x 320 / 390  
(mit Ablageplatte) x 320 mm  
Temperatur max.: 1.200 °C  
Gewicht: 15,6 kg  
Garantie: 2 Jahre

### Aktionspaket:

Programat P310 + Vakuumpumpe VP5  
**S-452 905 | 1 Stck. | € 4.624,00**  
€ 4.162,00



~~4.624,-~~  
**4.162,-**



## Programat P510 Aktionspaket

### Technische Daten:

Netzanschluss: 200 – 240 V,  
50 – 60 Hz  
Außenmaße (T x B x H):  
495 x 320 / 395  
(mit Ablageplatte) x 320 mm  
Temperatur max.: 1.200 °C  
Gewicht: 18,7 kg  
Garantie: 3 Jahre

### Aktionspaket:

Programat P510 + Vakuumpumpe VP5  
**S-452 906 | 1 Stck. | € 6.137,00**  
€ 5.556,00

ERSPARNIS ÜBER € 600,-



~~6.137,-~~  
**5.556,-**



## Wellisair

### Starterset:

- Wellisair Luft- und Oberflächendesinfektionsgerät
- 1 Kartusche
- Standfuß zum Aufstellen auf dem Tisch
- Material zur Wandbefestigung
- Netzstecker (230 V)

S-459 026 | 1 Set | € 699,00  
€ 629,00

### Technische Daten:

Maße (H x B x T):  
370 x 220 x 150 mm  
Gewicht inkl. Kartusche: ca. 1,7 kg  
Schallpegel (dBA): 30 dB  
Leistungsaufnahme: 3,6 W/Std.  
Empfohlene Raumfläche: bis 60 m²



## > Luft- und Oberflächendesinfektionsgerät

### Vorteile:

- Wirkt in der Luft und auf Oberflächen
- Eliminiert bis zu 99,9% der Mikroorganismen und Pathogene
- Reduziert flüchtige, organische Verbindungen (VOCs) um mehr als 93%
- Eliminiert Feinstaub
- Entfernt unangenehme Gerüche



Entfernt Viren und Bakterien



Verbessert die Luftqualität und entfernt flüchtige, organische Verbindungen und Feinstaub



Entfernt Gerüche

24/7

24 Stunden an 7 Tagen Dauerbetrieb möglich

- Aufstellung oder Aufhängung z. B. im Wartezimmer
- Auswechselbare Kartusche mit Peroxid reicht 3 Monate
- Das Gerät funktioniert ohne Filter durch einen aktiven Sauerstoffprozess
- Aussendung von Hydroxylradikalen in einer für Menschen unschädlichen Menge, zertifiziert und geprüft nach den geltenden Grenzwerten von WHO und UL
- Entfernt bis zu 99% an Pathogenen und Mikroorganismen wie Viren, Bakterien, Pilze, geprüft und nachgewiesen mit Wirksamkeitsnachweisen in trockener und feuchter Umgebung
- Einsetzbar in Warte- und Behandlungszimmern, im Anmeldungs- und Verwaltungsbereich, in Büros



~~699,-~~  
629,-



## Keion wireless Tastatur und Maus

- Desinfizieren und reinigen Sie schnell und unkompliziert
- Echte Scherentasten bieten Ihnen eine ausgezeichnete Takttilität.
- Kabellose Version mit Bluetooth und 2,4 GHz-Adapter
- Tastenüberstand: nur 0,5 mm
- Material: 100 % Silikon + ABS-Gehäuse
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
- Unterstütztes Betriebssystem: Android, Windows, Mac OSX
- IP-Klassifizierung: IP68 Wasser- und Staubschutz
- Zertifizierungen: CE, IP68, RoHS, EN60601-1-1
- Tastatur: 108 Tasten
- Größe: 44,3\*13,1\*1,6 cm
- Kapazität der Batterie: 1.000mAh
- Maus: 3 Tasten
- Größe: 12\*6,5\*3,7 cm
- Kapazität der Batterie: 500 mAh

Keion wireless Tastatur und Maus  
S-159 012 | 1 Stck. | € 195,00  
€ 175,00



## > Kabellose, medizinische Tastatur mit Maus



~~195,-~~  
175,-

