



ZWEI STARKE PARTNER.



MK-dent



PRIME LINE TURBINE

Hochwertige Premium Turbine aus deutscher Fertigung. Die Prime Line setzt nicht nur qualitativ einen neuen Standard, auch ihr Geräuschpotential (weniger als 55dB) sucht seines Gleichen. In Kombination mit der einzigartig langlebigen Spannzange wird sie auch den höchsten Ansprüchen gerecht. Die titanbeschichtete Außenhülle mit Prime-Grip garantiert ein sicheres und ergonomisches Handling. Zusätzlich sorgt der Rückfluss-Schutz vor Rücksaugung von Aerosolen und Partikeln und bietet so absolute Sicherheit und lange Lebensdauer der hochwertigen Keramikgellager.

Technische Daten:

350.000 U/min
Lautstärke: max. 55 dB
Licht: 40.000 Lux
Leistung: 25 Watt
4-fach Spray, Keramikgellager und Hartmetallspannzange
Gewicht: 69 g
Standard Kopf:
Ø 12,5 mm x H 14,3 mm
Thermodesinfizierbar und autoklavierbar

HP21KL für Multiflex Kupplung	200 040	1 Stck.	€ 695,00
HP21NL für NSK Kupplung	200 041	1 Stck.	€ 695,00
HP21SL für Sirona Kupplung	200 042	1 Stck.	€ 695,00
HP21WL für W&H Kupplung	200 043	1 Stck.	€ 695,00

Garantie 24 Monate
**+ weitere 12 Monate Garantie-
erweiterung** auf die Arbeitszeit.

Ersatzteile sind von der erweiterten
12-monatigen Verlängerung ausgenommen.



HE21KL

HE21NL

HE21SL

HE21WL

 **ECO LINE TURBINE**

Hochwertige Turbine aus deutscher Fertigung. Erstklassige Komponenten wie das Keramik-Kugellager und eine langlebige Spannzange zeichnen die preisgünstigen ECO LINE Turbinen aus. Angenehme Griffigkeit und perfektes ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten. Dabei ist die verchromte Oberfläche kratzfest und lässt sich leicht reinigen.

Technische Daten:

320.000 U/min
Lautstärke: max. 62 dB
Ausleuchtung über einen
Glasfaserlichtstab
Leistung: 24 Watt
4-fach Spray, Keramik-Kugellager
Gewicht: 63 g
Standard Kopf:
Ø 12,5 mm x H 14,3 mm

HE21KL für Multiflex Kupplung
200 045 | 1 Stck. | **€ 395,00**

HE21NL für NSK Kupplung
200 046 | 1 Stck. | **€ 395,00**

HE21SL für Sirona Kupplung
200 047 | 1 Stck. | **€ 395,00**

HE21WL für W&H Kupplung
200 048 | 1 Stck. | **€ 395,00**

Garantie 18 Monate
**+ weitere 12 Monate Garantie-
erweiterung** auf die Arbeitszeit.

Ersatzteile sind von der erweiterten
12-monatigen Verlängerung ausgenommen.



ECO LINE HAND-UND WINKELSTÜCKE

Hand- und Winkelstückserie in hervorragendem Preis- Leistungsverhältnis aus deutscher Fertigung. Hohe Laufruhe für vibrationsarmes und präzises Arbeiten. Der Glasstablchleiter (40.000 Lux) ermöglicht farbechte, blendfreie und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Mundraumes. Glatte, chrombeschichtete Außenhülle für einen optimalen Griff. Thermodesinfizierbar und autoklavierbar.

ECO LINE Winkelstück:

LE15L rot, Übersetzung 1:5, FG-Schaft, 200.000 U/min, 3-fach Spray, mit Licht
200 050 | 1 Stck. | € 595,00

LE11L blau, Übersetzung 1:1, WST-Schaft, 40.000 U/min., einzelne Sprühöffnung, mit Licht
200 051 | 1 Stck. | € 395,00

LE21L grün, Untersetzung 2:1, WST-Schaft, 20.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, mit Licht
200 052 | 1 Stck. | € 395,00

ECO LINE Handstück:

LE01 blau, Übersetzung 1:1, HP Fräser, 40.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, ohne Licht
200 053 | 1 Stck. | € 250,00

Garantie 24 Monate

**+ weitere 12 Monate Garantie-
erweiterung** auf die Arbeitszeit.

Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen.

LCH11



LCH21



QC6016K



QC6016KW



MW select CLASSIC LINE
WINKELSTÜCKKOPF

Winkelstückköpfe aus deutscher Fertigung passend für KaVo Masterserie und Intraserie.

LCH11 blauer Punkt,
Übertragung 1:1
200 055 | 1 Stck. | € 185,00

LCH21 grüner Punkt,
Untersetzung 2:1
200 056 | 1 Stck. | € 185,00

MW select LED SCHNELL-
KUPPLUNG

Lichtgeführte Schnellkupplung für den Betrieb von KaVo Turbinen oder Turbinen mit KaVo Anschluss.

QC6016K 4-Loch
200 060 | 1 Stck. | € 169,00

QC6016KW 4-Loch,
mit Wasserregulierung
200 061 | 1 Stck. | € 189,00

Garantie 24 Monate
**+ weitere 12 Monate Garantie-
erweiterung** auf die Arbeitszeit.

Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen.

Garantie 24 Monate
**+ weitere 12 Monate Garantie-
erweiterung** auf die Arbeitszeit.

Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen.

Die perfekte Pflege für die perfekten Instrumente.



Auf Geräte in diesem Flyer bieten wir bei Reparatur über unseren Service Repair & Care eine **kostenlose Arbeitszeit-Garantieverweiterung um 12 Monate**.



UNIVERSALSPRAY

Pflegespray für Turbinen-, Hand- und Winkelstücke.

Dose, 500 ml

037 712 | 1 Dose | € 16,95
ab 6 Dosen | je Dose | € 15,95



INSTRUMENTENSTÄNDER

Aus rostfreiem Stahl, für 3 Turbinenwinkelstücke und 12 Hand- oder Winkelstücke. Bitte beachten Sie: Zellstoffauflage ist im Lieferumfang nicht enthalten.

M+W Instrumentenständer
000 670 | 1 Stck. | € 48,80

Zellstoff-Auflagen, 100 Stck.
082 880 | 1 Pckg. | € 27,60

Einsatz für Turbinenwinkelstücke
000 690 | 1 Stck. | € 5,25

M+W REPAIR & CARE

Wir sind von der Qualität unserer Produkte überzeugt. Sollte doch einmal eine Reparatur anstehen, dann nutzen Sie unseren hoch qualifizierten Reparaturservice. Wir reduzieren Ihre Ausfallzeiten auf ein Minimum.

GLEICH INFORMIEREN AUF MWDENTAL.DE/REPAIR-CARE ODER UNTER 0 60 42 / 88 00 88



ZWEI STARKE PARTNER.



MK-dent