

parkell®

EXKLUSIV



Jetzt NEU bei **M+W Dental**®



Kit
134,-

Brush & Bond

Selbststärzendes Bonding Material für lichthärtende, selbsthärtende und dualhärtende Füllungsmaterialien. Schützt vor Dentin-Überempfindlichkeiten. Die geringe Filmdicke von nur 5 Mikron gewährleistet eine hohe Passgenauigkeit für indirekte Restaurationen.

Kit:

- 3 ml Dentin/Enamel Bonding Liquid
- 100 Aktivatorbürsten Standard

Art.-Nr. 659 192 1 Pckg. € 134,00

Dentin/Enamel Bonding Liquid, 3 ml

Art.-Nr. 659 193 1 Pckg. € 79,00

Aktivatorbürsten 100 Stück:

Standard

Art.-Nr. 659 194 1 Pckg. € 63,90

Mini/Endo

Art.-Nr. 659 195 1 Pckg. € 63,90





Kit
209,-

Brush & Bond Universal

Universal-Adhäsivsystem, kann für Dentin, Zahnschmelz, Keramik (einschließlich Porzellan, Zirkonoxid und Lithiumdisilikat) und Dentallegierungen verwendet werden. Bietet beeindruckende Haftwerte, indem es ein komplexes Hybridnetzwerk in den Dentinkanälen bildet. Die geringe Viskosität des Klebers und die fast nicht nachweisbare Filmdicke von 3 µm bieten hervorragende Abdeckung und Desensibilisierung, ohne die Passform von Restaurationen zu beeinträchtigen. Kompatibel mit selbsthärtenden, lichthärtenden und dualhärtenden Harzcompositen (wie z. B. Absolute Dentin, HyperFIL usw.).

Kit:

- 3 ml Universal Liquid
- 2 x 5 ml Ea-Z-y Primer A+B
- 100 Aktivatorbürsten Standard

Art.-Nr. 659 196 1 Pckg. € 209,00

Universal Liquid, 3 ml

Art.-Nr. 659 197 1 Pckg. € 92,90

50 ml Kartusche,
40 Mischkanülen gelb,
40 Intraoral-Tips schwarz

215,90



Absolute Dentin

Dualhärtendes Stumpfaufbaumaterial auf Compositebasis mit Fluorid. Hohe Röntgensichtbarkeit, Stabilität und Druckfestigkeit zeichnen das Material aus. Dabei ist Absolute Dentin extrem gut fließfähig und eignet sich daher auch für die Zementierung von Wurzelstiften. Verfügbar in 3 Farben und 2 Darreichungsformen. Für die 10 ml Doppelkammerspritze wird der 10 ml Dispenser benötigt.

**50 ml Kartusche,
40 Mischkanülen gelb,
40 Intraoral-Tips schwarz:**
weiß

Art.-Nr. 659 165 1 Pckg. € **215,90**

universal/A2

Art.-Nr. 659 166 1 Pckg. € **215,90**

blau

Art.-Nr. 659 167 1 Pckg. € **215,90**

Mischkanülen gelb, 30 Stück

Art.-Nr. 659 168 1 Pckg. € **24,50**

Intraoral-Tips schwarz, 50 Stück

Art.-Nr. 659 169 1 Pckg. € **26,90**

**2 x 10 ml Doppelkammerspritzen,
16 Mischkanülen braun/schwarz,
16 Intraoral-Tips weiß:**
weiß

Art.-Nr. 659 170 1 Pckg. € **69,90**

universal/A2

Art.-Nr. 659 171 1 Pckg. € **69,90**

Mischkanülen braun/schwarz, 30 Stück

Art.-Nr. 659 173 1 Pckg. € **24,50**

Intraoral-Tips weiß, 50 Stück

Art.-Nr. 659 174 1 Pckg. € **26,90**

Dispenser für 10 ml Doppelkammerspritze

Art.-Nr. 659 175 1 Stck. € **109,00**



5 ml Automix-Spritze,
10 Mixing-Tips

42,90



E.T.C. Easy Temporary Cement

Temporärer Befestigungszement.
Starke Haftung auf Provisorien.
Die niedrige Viskosität ermöglicht
eine hohe Passgenauigkeit. Die
transluzente Farbe harmonisiert gut
mit Kronen- und Zahnrändern.

5 ml Automix-Spritze, 10 Mixing-Tips
Art.-Nr. 659 182 1 Pckg. € **42,90**

Mixing-Tips, 30 Stück
Art.-Nr. 659 183 1 Pckg. € **26,90**



2 x 5 ml A+B

85,90

Ea-Z-y Primer

Chemisch härtender Keramikprimer für keramische Restaurationen einschließlich Zirkon. Das 2-Flaschensystem enthält Silan und MDP, welches in Kombination eine hohe Haftkraft erzeugt.

2 x 5 ml A+B

Art.-Nr. 659 180 1 Pckg. € 85,90

System Kit:
3 ml Self-Etch Primer,
9 g Spritze translucent,
Mixing-Tips

199,-



SEcure

Dualhärtender Resin Zement. Niedrigviskos, für die Befestigung von Brücken, Inlays, Onlays und Stiften.

System Kit:

- 3 ml Self-Etch Primer
- 9 g Spritze translucent
- Mixing-Tips

Art.-Nr. 659 185 1 Pckg. € 199,00

Self-Etch Primer, 3 ml

Art.-Nr. 659 186 1 Pckg. € 71,90

Mixing-Tips braun, 30 Stück

Art.-Nr. 659 190 1 Pckg. € 26,90

Farbe	9 g Spritze, 10 Mixing-Tips
translucent	Art.-Nr. 659 187
white opaque	Art.-Nr. 659 188
dentin	Art.-Nr. 659 189
je Packung	€ 139,00



50 ml Kartusche,
10 Mischkanülen, ab

58,90

SmarTemp

Kronen- und Brückenmaterial für
ästhetische, provisorische Versorgungen.
Das Material besitzt eine hohe Biege-
festigkeit und ist abrasionsfest.

Mischkanülen, 30 Stück

Art.-Nr. 759 104 1 Pckg. € 25,50

Dispensing Gun DS50

Art.-Nr. 759 105 1 Pckg. € 139,00

50 ml Kartusche, 10 Mischkanülen

Dual Cure A2	Art.-Nr. 759 100
je Pckg.	€ 64,90
Ultralight A1	Art.-Nr. 759 101
Light A2	Art.-Nr. 759 102
Medium A3.5	Art.-Nr. 759 103
je Pckg.	€ 58,90

10 ml Automix-Spritze,
16 Mischkanülen
braun/schwarz,
16 Intraoral-Tips weiß

96,90



HyperFil

Dualhärtendes, nanogefülltes Bulk-Fill-Material. HyperFil vereint die Vorteile von ästhetischen Composite Restaurationen und einfacher und schneller Verarbeitung. Durch den Chamäleoneneffekt und die hohe Transparenz passen sich die beiden Universalfarben nahezu an jede Zahnfarbe an. Fließt perfekt an die Kavitätenwände an und ist extrem kaustabil auch im Seitenzahnbereich. Für die Applikation wird ein 10 ml Dispenser benötigt.

**10 ml Automix-Spritze,
16 Mischkanülen braun/schwarz,
16 Intraoral-Tips weiß:**

universal (A2/B2)
Art.-Nr. 659 176 1 Pckg. € **96,90**

Schmelz (A1/B1)
Art.-Nr. 659 177 1 Pckg. € **96,90**

Mischkanülen braun/schwarz, 30 Stück
Art.-Nr. 659 173 1 Pckg. € **24,50**

Intraoral-Tips weiß, 50 Stück
Art.-Nr. 659 174 1 Pckg. € **26,90**

Dispenser für 10 ml Doppelkammerspritze
Art.-Nr. 659 175 1 Stck. € **109,00**

2 x 50 ml Kartuschen,
10 Mischkanülen rosa

51,90



Blu-Mousse

Bissregistrator auf A-Silikonbasis mit hoher Zeichnungsschärfe und ausgezeichneter Reißfestigkeit. Für puderfreies Scannen. Verfügbar in verschiedenen Abbindezeiten und Geschmacksrichtungen.

Blu-Mousse Shore A85 Classic
Abbindezeit: 120 Sekunden

Blu-Mousse 60 VPS Shore A85
Abbindezeit: 60 Sekunden

Blu-Mousse Shore A85 Super Fast
Abbindezeit: 30 Sekunden
Farbe: hellblau

Green-Mousse Shore A57
Abbindezeit: 120 Sekunden
Farbe: grün

Abbindeform/ Geschmacksrichtung	2 x 50 ml Kartuschen, 10 Mischkanülen rosa
Blu-Mousse 60 VPS	Art.-Nr. 259 224
Classic/neutral	Art.-Nr. 259 225
Classic/Minze	Art.-Nr. 259 226
Super Fast/neutral	Art.-Nr. 259 227
Super Fast/Minze	Art.-Nr. 259 228
Green-Mousse	Art.-Nr. 259 229
je Packung	€ 51,90

Standard Kit
79,90



DryZ

Hämostatische Gingiva-Reaktionspaste zur zuverlässigen und schnellen Kontrolle von Gingiva-Blutung und zur Trocknung des Sulkus nach Präparationen. Durch die Einfärbung sehr guter Kontrast zu Gingiva. Einfaches und gewebeschonendes Entfernen nach weniger als 3 Minuten. Wirkstoff Aluminiumchlorid. Verfügbar in der Spritzenvariante oder in hygienischen Einwegkapseln (Unitdose).

DryZ - gelb/grün
DryZ blu - blau

DryZ Standard Kit:

- 7 Spritzen
- 15 Applikationskanülen
- Art.-Nr. 259 230** 1 Pckg. € **79,90**

DryZ Value Pack:

- 25 Spritzen
- 55 Applikationskanülen
- Art.-Nr. 259 231** 1 Pckg. € **244,90**

Applikationskanülen, 40 Stück
Art.-Nr. 259 232 1 Pckg. € **27,90**

DryZ 30 x 0,24 g Unitdose
Art.-Nr. 259 233 1 Pckg. € **89,90**

DryZ blu 30 x 0,24 g Unitdose,
1 Dispensing Gun
Art.-Nr. 259 255 1 Pckg. € **115,00**

DryZ blu 30 x 0,24 g Unitdose
Art.-Nr. 259 256 1 Pckg. € **94,50**

Dispensing Gun für DryZ
Art.-Nr. 259 257 1 Pckg. € **49,50**

4 x 50 ml Kartuschen,
Mischkanülen

49,50



Cinch

Hydrophiles vinylpolysiloxan Kronen- und Brückenabdruckmaterial. Die einzigartigen Eigenschaften sind außerordentlich anpassungsfähig und in der Lage alle feineren Details eines Präparationsbereichs abzubilden.

4 x 50 ml Kartuschen, Mischkanülen	
Quick Cinch Leicht	Art.-Nr. 259 240
Cinch Leicht	Art.-Nr. 259 241
Cinch 90 Mittel	Art.-Nr. 259 242
Cinch Platinum Mittel	Art.-Nr. 259 243
Quick Cinch Schwer	Art.-Nr. 259 244
Cinch AutoMix-Kit	Art.-Nr. 259 245
je Pckg.	€ 49,50

Cinch Platinum, je 2 x 80 ml Tube-Katalysator, Base
Art.-Nr. 259 246
 1 Pckg. € 49,50

Cinch 90, 380 ml Kartusche, Mischkanülen
Art.-Nr. 259 247
 1 Pckg. € 115,90

	Quick Cinch Leicht	Cinch Leicht	Cinch 90 Mittel/ Cinch 90	Cinch Platinum Mittel/ Cinch Platinum Tuben	Quick Cinch Schwer	Cinch Automix-Kit
Abbindezeit	90 Sekunden	4 Minuten	90 Sekunden	4 Minuten	90 Sekunden	4 Minuten
Verarbeitungszeit	60 Sekunden	3 Minuten	60 Sekunden	3 Minuten	60 Sekunden	3 Minuten



2 x 50 ml Kartuschen,
Mischkanülen

55,90



Sharp

Additionsvernetztes Abformmaterial. Das Material ist thixotrop und hat eine sehr gute Hydrophilie. Sharp Wash zeichnet sich durch seine optimalen Fließeigenschaften aus und fließt in schwer zugängliche Bereiche. Sharp Medium eignet sich besonders für zahnlose Abformungen, da es das Weichgewebe nicht verdrängt.

2 x 50 ml Kartuschen, Mischkanülen	
Wash	Art.-Nr. 259 235
Medium-Body	Art.-Nr. 259 236
Heavy-Body	Art.-Nr. 259 237
je Pckg.	€ 55,90

	Wash	Medium-Body	Heavy-Body
Härtegrad	Shore A 52	Shore A 55	Shore A 68
Verarbeitungszeit	90 Sekunden	90 Sekunden	90 Sekunden
Mundverweildauer	3 Minuten	3 Minuten	3 Minuten



Mach

Für zuverlässige, langlebige, funktionierende Matrizen in wenigen Minuten. Leicht biegsam, so dass sich die Composite-Inlays leicht lösen lassen. Für hochwertige Matrizen ist Mach-2 die perfekte Wahl, wenn es um indirekte Compositeinlays, Prothesenreparaturen direkt am Patienten und schnelle Harzveneers oder Provisorien geht. Abbindezeit 30 Sekunden. Außergewöhnliche Detailtreue. Mach-SLO unterscheidet sich durch langsames Abbinden und in seiner Farbe. Abbindezeit 90 Sekunden. Ideal für die Herstellung komplexer Modelle.

Starter Set:

- 50 ml Kartusche Mach-2
- 2 x 50 ml Kartuschen Blu-Mousse Super Fast
- 4 Base Former Trays
- Mischkanülen
- Intraoral-Tips

Art.-Nr. 259 250
1 Pckg. € 68,90

Mach-2 (30 Sek.):

- 2 x 50 ml Kartuschen
- je 10 Mischkanülen gelb
- Intraoral-Tips gelb

Art.-Nr. 259 251 1 Pckg. € 47,90

Mach-SLO (90 Sek.):

- 2 x 50 ml Kartuschen
- 10 Mischkanülen gelb

Art.-Nr. 259 252 1 Pckg. € 47,90

Base Former Trays, 15 Stück

Art.-Nr. 259 253 1 Pckg. € 19,50



Absolute Polishers

3-stufiges Poliersystem aus Silikon für exzellente Ergebnisse mit Winkelstückschaft zum Einmalgebrauch.

Grün – zum Finieren und Konturieren

Rosa – zur Vorpolitur, ebenfalls geeignet zum Entfernen von Zahnstein und Schmelzpolitur

Lila – zur Abschlusspolitur, mit Diamantpartikeln besetzt für eine hochglänzende Oberfläche.

Assortment:

- je 5 Stück: Spitze grün, Kelch grün, Spitze rosa, Kelch rosa,
- je 2 Stück: Spitze lila, Kelch lila

Art.-Nr. 459 830
1 Pckg. € 56,90

	Spitze	Kelch
grün, 24 Stück	Art.-Nr. 459 831	Art.-Nr. 459 832
rosa, 24 Stück	Art.-Nr. 459 833	Art.-Nr. 459 834
lila, 12 Stück	Art.-Nr. 459 835	Art.-Nr. 459 836
je Packung	€ 56,90	€ 56,90

Dose mit
280 Streifen, ab

19,90



AccuFilm

Superdünne Artikulationsfolie zur okklusalen Kontaktstellenprüfung, 21µ. AccuFilm I ist eine einseitig belegte Folie, AccuFilm II eine doppel-seitig belegte Folie.

AccuFilm I		AccuFilm II		
Farbe	Dose mit 280 Streifen	Farbe	Dose mit 280 Streifen	Heftpackung mit 5 x 50 Streifen
schwarz	Art.-Nr. 259 915	rot/schwarz	Art.-Nr. 259 918	Art.-Nr. 259 921
rot	Art.-Nr. 259 916	schwarz/schwarz	Art.-Nr. 259 919	–
grün	Art.-Nr. 259 917	rot/rot	Art.-Nr. 259 920	
je Packung	€ 19,90	je Packung	€ 27,90	€ 27,90



Set
149,-

MucoSoft

Direktes, weichbleibendes Unterfütterungsmaterial auf A-Silikonbasis im Kartuschensystem. Geschmacks- und geruchsneutral. Farbe: transparent-pink.

Set:

- 50 ml Kartusche
 - je 6 ml MucoSoft Glaze A+B
 - 15 ml MucoSoft Bonding Liner
 - 10 Mischkanülen blau
 - Einwegpinsel
- Art.-Nr. 259 910** 1 Pckg. € 149,00

Refill:

- 50 ml Kartusche
 - 10 Mischkanülen blau
- Art.-Nr. 259 911** 1 Pckg. € 94,50
- je 6 ml MucoSoft Glaze A+B
- Art.-Nr. 259 912** 1 Pckg. € 39,90
- 15 ml MucoSoft Bonding Liner
- Art.-Nr. 259 913** 1 Pckg. € 48,50

Set

66,90

MucoHard

Hartes Unterfütterungsmaterial, selbsthärtend, langlebig. Farbe: gingiva. Zum Erstellen von Unterfütterungen, Reparatur und Kompensation von Abnutzungserscheinungen bei Teil- und Vollprothesen, zur Verlängerung von Prothesenränder.

Set:

- 50 ml Kartusche
- 15 ml Bonding Liner
- je 6 Mischkanülen
- Bürsten
- Pipetten

Art.-Nr. 259 925 1 Pckg. € **66,90**

Refill:

- 50 ml Kartusche
- Mischkanülen

Art.-Nr. 259 926 1 Pckg. € **45,90**

15 ml Bonding Liner,
je 6 Bürsten, Pipetten

Art.-Nr. 259 927 1 Pckg. € **25,90**

Burnett Power Tip

189,90



Burnett Power Tip

Einsätze für mobile Ultraschallzahnsteinentfernungsgeräte zum supra- und subgingivalem Scaling. Burnett Power Tip erzeugt bis zu 70 % mehr Power als Standard Universal oder Perio Ansätze. Extra schlanke und lange Arbeitsspitze auch für sehr enge Bereiche. In der Edelstahlversion steht eine Ausführung für 25 kHz und 30 kHz Geräte zur Verfügung. Der Einsatz mit Soft-Grip Ummantelung für ermüdungsfreies Arbeiten steht für 30 kHz Geräte zur Verfügung.

25 kHz		
Art.-Nr. 659 097	1 Stck.	€ 189,90
30 kHz		
Art.-Nr. 659 098	1 Stck.	€ 189,90
mit Soft-Grip 30 kHz		
Art.-Nr. 659 099	1 Stck.	€ 189,90



Digitest II
569,90



Digitest II

Elektrischer, batteriebetriebener Vitalitätstester mit gradueller Steigerung der Reizintensität. Die Reizsteigerungsrate (leicht, mittel, hoch) kann voreingestellt werden und wird einfach am Gerät während der Benutzung aktiviert. Durch die einzigartige Wellenform wird, mit minimalem Unbehagen, eine Reaktion auf den vitalen Nerv ausgelöst. Die Sondeneinsätze sind autoklavierbar. Garantie 12 Monate.

Digitest II bestehend aus:

- 1 Handstück mit installierter 9V Batterie
- 4 Sondeneinsätze je 1 Posterior, Anterior, Lingual, Labial
- 1 Lippenklemme
- 1 Aufbewahrungsetui aus Kunststoff

Art.-Nr. 559 027 1 Pckg. € 569,90



Cushion-GRIP Inserts,

189,90

Cushion-GRIP Inserts

Form	Soft Grip Einsätze
30K Perio Insert	Art.-Nr. 659 064
30K Perio Insert Precision Flow	Art.-Nr. 659 065
Triple Bend 30K Insert	Art.-Nr. 659 066
Triple Bend 30K Insert Precision Flow	Art.-Nr. 659 067
30K Universal Insert	Art.-Nr. 659 068
30K Universal Insert Precision Flow	Art.-Nr. 659 069
je Stück	€ 189,90

Edelstahl Inserts, ab

131,50



Edelstahl Inserts

Einsätze für mobile Ultraschallzahnsteinentfernungsgeräte zum supra- und subgingivalem Scaling. Fein gearbeitete Arbeitsspitzen für gewebefreundliches Arbeiten, interne Wasserführung. Es stehen Ausführungen für 25 kHz und 30 kHz Geräte zur Verfügung.

	<i>Universal</i>	<i>Perio</i>	<i>Perio gebogen rechts</i>	<i>Perio gebogen links</i>
Für 25 kHz Geräte	659 070	659 071	659 072	659 073
Für 30 kHz Geräte	659 074	659 075	659 076	659 077
je Stück	€ 131,50	€ 142,90	€ 189,90	€ 189,90



GentleCLEAN Inserts

Einsätze für mobile Ultraschallzahnsteinentfernungsgeräte zum supra- und subgingivalem Scaling bei Implantaten, Brackets und Zahnersatz aus Titan, Zircon oder Metall. Auch für den Einsatz bei Patienten mit Hypersensivitäten oder bei Kindern. Für 30 kHz Geräte.

- | | | |
|---|---------|----------|
| pink | | |
| Art.-Nr. 659 093 | 1 Stck. | € 189,90 |
| grün | | |
| Art.-Nr. 659 094 | 1 Stck. | € 189,90 |
| Einwegansätze, 50 Stück | | |
| Art.-Nr. 659 095 | 1 Pckg. | € 69,00 |
| Schraubenschlüssel
zum Austausch der Einwegansätze | | |
| Art.-Nr. 659 096 | 1 Pckg. | € 13,50 |


Soft Grip Inserts, ab
129,50



Soft Grip Inserts

Einsätze für mobile Ultraschallzahnsteinentfernungsgeräte zum supra- und subgingivalem Scaling. Fein gearbeitete Arbeitsspitzen für gewebefreundliches Arbeiten. Durch den weichen Silikongriff erhöhter Anwenderkomfort. Verwendbar für 30 kHz Geräte, interne Wasserführung. Es stehen zwei verschiedene Grifffarben zur Verfügung.

	<i>Universal</i>	<i>Perio</i>	<i>Perio gebogen rechts</i>	<i>Perio gebogen links</i>
grün	659 080	659 081	659 082	659 083
rosa	659 084	659 085	659 086	659 087
je Stück	€ 129,50	€ 142,90	€ 189,90	€ 189,90



The Foramatron

619,-

The Foramatron Apex Locator

Der Foramatron verwendet Hoch- und Niederfrequenzbänder, um die apikale Verengung auch in Kanälen, die mit Blut, Natriumhypochlorit, Anästhesielösung, Speichel, Exsudat, EDTA, RC Prep und mehr gefüllt sind, genau zu lokalisieren. Wenn sich die Spitze Ihrer Feile dem Foramen nähert, fängt die digitale Anzeige an, den Fortschritt entlang des Kanals mit grünen Lichtern und verschiedenen hörbaren Tönen darzustellen. Wenn Sie der apikalen Verengung näher kommen, wechseln die Lichter zu einer orangefarbenen Farbe, die „Vorsicht“ anzeigt. Änderung des Signaltons verdeutlicht den Unterschied. Wenn die Überwachungs-LED rot leuchtet, erklingt ein weiterer deutlich hörbarer Ton. Das bedeutet STOP! Sie haben das Foramen erreicht. Wenn Sie die Ablesung ignorieren und weiter im Kanal nach unten fahren, erklingt der Ton kontinuierlich, und die Lichter werden orange, was anzeigt, dass Sie die Spitze durchdrungen haben. Seine effiziente Elektrik und der geringe Stromfluss seines Signals sorgen dafür, dass der Patient kein Unbehagen verspürt und die Batterie nicht belastet wird. Das Gerät warnt Sie, wenn die Batterie fast leer ist, und schaltet sich auch in den Ruhezustand, wenn es etwa 20 Minuten lang nicht benutzt wird.

The Foramatron bestehend aus:

- Feilenklemme
 - 2 Lippenclips
 - Selbst-/Kalibrierstecker
 - Tastsonde
 - Instrumentenkabel
 - 9-Volt-Batterie
- Art.-Nr. 659 053**
1 Pckg. € 619,00



Basisstation

895,-

Turbo Sensor

Transportables Ultraschallreinigungsgerät für die sub- und supragingivale Zahnsteinentfernung zum Anschluss an externe Wasserzuführung. Das Gerät kann sowohl mit 25 kHz wie auch mit 30 kHz Ansätzen betrieben werden. Die Ansätze werden automatisch erkannt und das Gerät schaltet automatisch in die richtige Frequenz. Der externe Wasserfilter verhindert ein Verstopfen und Nachtropfen der Ansätze. Als Einstellmöglichkeiten gibt es einen Low-Power Modus für routinemäßiges Scaling im Rahmen einer PZR, für die Entfernung von extrem hartnäckigen Belägen steht der High-Power Modus zur Verfügung. Mit dem Fußpedal kann die Leistung in beiden Modi je verstärkt werden. Das Handstück ist autoklavierbar, Garantie 12 Monate.

Turbo Sensor Basisstation mit:

- Netzanschluss und Wasseranschluss
- 2 autoklavierbaren Handstücken (ohne Einsätze)
- 10 Wasserfilter

Art.-Nr. 559 026 1 Stck. € 895,00



Basisstation
1.799,-



Integra

Mobiles Ultraschallgerät für die supra- und subgingivale Entfernung von Belägen. Es können sowohl 25 kHz wie auch 30 kHz Einsätze verwendet werden. Das Gerät erkennt die Einsätze und schaltet automatisch in die richtige Frequenz. Durch die integrierten Tanks kann auch mit speziellen Spüllösungen (z. B. Chlorhexidin Lösungen) gespült werden, jedoch lässt sich das Gerät auch an externe Wasserquellen anschließen. Es stehen 2 Modi zur Verfügung. Low-Power Modus für routinemäßiges Scaling oder High-Power für die Entfernung von starken Belägen. Das Touchdisplay ist übersichtlich angeordnet und lässt sich einfach bedienen. Das Handstück ist autoklavierbar. Garantie 12 Monate.

Basisstation bestehend aus:

- 2 integrierten Tanks
- Netzanschluss
- Wasseranschluss
- Fußsteuerung
- 2 autoklavierbaren Handstücken (ohne Einsätze)

Art.-Nr. 559 028

1 Pckg. € 1.799,00



Basisstation

1.119,-




TurboVue

Bietet hervorragende Sicht bei der Zahnsteinentfernung in allen Bereichen der Mundhöhle. Der TurboVue verfügt über eine patentierte Lichtquelle, die in das Handstück integriert ist und eine erhebliche Menge an Licht durch die lichtdurchlässigen 30K-Ultraschalleinsätze aussendet. Der TurboVue verfügt außerdem über Auto-Tuning-Technologie, einen dramatisch erweiterten niederenergetischen Bereich, der den Komfort beim Debridement verbessert, und eine Turbo-Funktion zur Leistungssteigerung, um die Reinigungsleistung bei Bedarf zu erhöhen.

TurboVue Basisstation mit:

- Handstück
 - Fußregler
 - Netz- und Wasseranschluss
- | | | |
|--------------------------------|---------|------------|
| Art.-Nr. 659 055 | 1 Stck. | € 1.119,00 |
| Handstückhülle, autoklavierbar | | |
| Art.-Nr. 659 056 | 1 Stck. | € 61,50 |
| Burnett Power Tip 30 kHz | | |
| Art.-Nr. 659 057 | 1 Stck. | € 189,90 |
| Universal Insert 30 kHz | | |
| Art.-Nr. 659 058 | 1 Stck. | € 189,90 |
| Straight Perio Insert 30 kHz | | |
| Art.-Nr. 659 059 | 1 Stck. | € 189,90 |





3 x 3 ml Spritzen,
30 Intraoral-
Applikatorspitzen

148,90

Pain-free gel

Mit nur einer 30-sekündigen Behandlung können selbst Ihre empfindlichsten Patienten sofort von der Wirkung schmerzhafter Kältereize befreit werden. Mit einer dicken Gelkonsistenz, die nicht vom Zahn abfließt, ermöglicht Pain-Free gel eine präzise, punktgenaue Platzierung und liefert Desensibilisierungsergebnisse genau dort, wo Sie sie benötigen. Pain-Free gel erfordert kein Säureätzen des Dentins oder Anästhesieren des Patienten, was seine Schmerzschwelle senken und die Schmerzen verschlimmern kann. Es versiegelt die offenen Dentinkanälchen des Zahns mit einer einzigartigen Tripolymer-Formulierung, die tief in die Seitenwände eindringt.

3 x 3 ml Spritzen,
30 Intraoral-Applikatorspitzen

Art.-Nr. 659 161 1 Pckg. € 148,90

Applikatorspitzen, 40 Stück
Art.-Nr. 659 163 1 Pckg. € 26,90

www.mwdental.de
[/parkell](http://www.mwdental.de/parkell)

Jetzt NEU bei **M+W**Dental®