

COMPOSITES FÜR ALLE INDIKATIONEN

M+W select PERMAPLAST

Unter unserer Linie M+W Permaplast bieten wir eine Vielzahl von Composites für alle Indikationen. So stehen Ihnen stopfbare Materialien für occlusionstragende Füllungen zur Verfügung, aber auch eine Auswahl an Flow-Materialien und eine Bulk-Fill Variante für eine schnelle und kostengünstige Versorgung. Alle unsere Composites werden von deutschen Markenherstellern produziert und sind viele Jahre klinisch getestet. Wie bei allen unseren Produkten der Marke M+W Select bieten wir auch bei unseren Permaplast Produkten ein uneingeschränktes Rückgaberecht an. So können Sie die Produkte 14 Tage in der Praxis testen, und sollte Sie die Qualität nicht überzeugen können Sie die geöffneten Packungen einfach zur Gutschrift einsenden.



ab **18⁹⁵**

M+W select PERMAPLAST BULK

Lichthärtendes Seitenzahn-Composite für die einfache und schnelle Verarbeitung in der Bulk-Fill-Technik. Durch das optimierte Fließverhalten wird eine ausgezeichnete Adaption an Kavitätenwand und Kavitätenboden gewährleistet. Die optimalen physikalischen Eigenschaften stellen eine hochwertige und dauerhafte Seitenzahnrestauration sicher. Effizientes Arbeiten dank 4 mm-Schichtstärke sowie natürliche Farbanpassung durch universelle Dentinfarbe runden das Produkt ab. M+W Permaplast Bulk ist Bis-GMA frei und verfügt über eine hohe Röntgenopazität.

2 g Spritze, 10 Applikationskanülen
100 114 | 1 Pckg. | € 21,95
 ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 20,50
 ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 18,95

Cavifils, 20 x 0,3 g
100 113 | 1 Pckg. | € 71,90
 ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 69,90
 ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 67,90



ab **17⁹⁵**

M+W select PERMAPLAST LH HYBRID

Lichthärtendes röntgenopakes Feinpartikel-Hybridcomposite für Restaurationen der Klassen I bis V in VITA-Farben. Gesamtgehalt an Füllstoffen: 83 Gew.-%, 75 Vol.-%. Vorteile: klebfreie Konsistenz, hohe Festigkeit und Abrasionsresistenz, sehr gute Farbstabilität, gute Polierbarkeit.

Schraubspritze mit 3 g
Farbe

A2	000 171
A3	000 170
A3,5	000 174
B1	000 175
B3	000 172
C3	000 173

je Pckg. € 19,80
 ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 18,90
 ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 17,95

Cavifils, 20 x 0,3 g
Farbe

A2	100 130
A3	100 131
A3,5	100 132
B2	100 133
B3	100 134
C3	100 135

je Pckg. € 38,90
 ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 36,90
 ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 35,90



ab **15⁵⁰**

M+W select PERMAPLAST LH FLOW

Fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, radiopak, Fülleranteil 55 Gew.-%, 36 Vol.-%, in VITA-Farben erhältlich.

Indikationen: Fissurenversiegelung, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren, Unterfüllungen, Füllungen der Klassen I, III und V nach Black im nicht stark kaubelasteten Bereich, Korrekturen von Zahnschmelzdefekten, Ausblocken von Unterschnitten, kleinere Form- und Farbkorrekturen am Schmelz.

Spritze, 2 g,
 10 Applikationskanülen
Farbe

A1	100 105
A2	100 106
A3	100 107
B3	100 108

je Pckg. € 17,50
 ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 16,50
 ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 15,50

M+W select PERMAPLAST LH NANO

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Composite mit einem ultrafeinen, röntgen-opaken Keramikfüllstoff für die adhäsive Füllungs-therapie. Aufgrund des ultrafeinen Füllstoffes lassen sich außerordentlich homogene und hochglanzpolierbare Restaurationen herstellen, die durch einen gezielt eingestellten Chamäleoneffekt eine optimale Farbanpassung der Füllung ermöglichen. Gesamtfüllstoff 83 Gew.-%, 75 Vol.-%.



ab **22⁵⁰**



ab **17⁹⁵**

M+W select PERMAPLAST LH VISCOUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite mit nano-optimierten Füllern. Lichthärtend, hoch radiopak, Fülleranteil: 77 % Gewicht. Ausgezeichnete physikalische Werte, fließfähig und trotzdem standfest, deshalb ideal bei Kavitätenwänden und Zahnhalsfüllungen. Hohe Abrasionsresistenz, sehr gut polierbar.

Indikationen: Füllungen der Klasse I, II, III und V, Restaurationen an Milchzähnen, Stabilisierung von gelockerten Zähnen, Reparaturen von defekten Compositorestorationen, Fissurenversiegelung, Unterfüllungen, minimalinvasive Füllungen.

Spritze, 2 g,
 10 Applikationskanülen
Farbe

A1	100 165
A2	100 166
A3	100 167
B3	100 168

je Pckg. € 19,80
 ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 18,90
 ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 17,95

Cavifils, 20 x 0,3 g
Farbe

A2	100 185
A3	100 186
je Pckg.	€ 58,70
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 55,70

Indikation: direkte Front- und Seitenzahnrestauration der Klasse I-V nach Black, indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren, Stumpfaufbauten, Schienung von gelockerten Zähnen, Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Farbwirkung.

Schraubspritze, 4 g
Farbe

A2	100 115
A3	100 116
A3,5	100 117
B2	100 118
B3	100 119
C3	100 120

je Pckg. € 24,50
 ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 23,50
 ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 22,50

Cavifils, 20 x 0,3 g
Farbe

A2	100 121
A3	100 122
A3,5	100 123
je Pckg.	€ 44,40
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 42,40