



QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.

PERMAPLAST LH ONE

**Ein Farbton** für alle Zahnfarben



HAUSMARKEN-KATALOG 2021/22



## Unsere Kontaktdaten für Sie im Überblick:

Bestell- und  
Service-Hotline: **0 60 42 / 88 00 88**  
Zahlungsfragen: **0 60 42 / 88 00 55**  
Bestellfax: **0 60 42 / 88 00 80**  
Freefax: **00 800 / 88 00 80 01**  
Internet: **www.mwdental.de**  
E-Mail: **email@mwdental.de**  
Paketanschrift: **M+W Dental  
Müller & Weygandt GmbH  
Reichardsweide 40  
D-63654 Büdingen**  
Briefanschrift: **M+W Dental  
Müller & Weygandt GmbH  
Postfach 1440  
D-63652 Büdingen**

Bestell- und  
Service-Hotline: **0 800 / 500 809**  
Zahlungsfragen: **0 800 / 500 809**  
Freefax: **00 800 / 88 00 80 01**  
Internet: **www.mwdental.at**  
E-Mail: **email@mwdental.at**  
Paket- und  
Briefanschrift: **M+W Dental Austria  
Albert-Schweitzer-Gasse 6  
A-1140 Wien**

**DEUTSCHLAND**

**ÖSTERREICH**

## Unsere attraktiven Rabatte.

Bei Bestellungen per Fax, Telefon oder Post Staffelrabatt		Bei Online-Bestellungen über <a href="http://www.mwdental.de">www.mwdental.de</a> Staffelrabatt + Onlinerabatt**	
ab € 250,-*			<b>2%</b> Gesamtrabatt
ab € 500,-*	<b>2%</b>	<b>2% + 2%</b> =	<b>4%</b> Gesamtrabatt
ab € 1.000,-*	<b>4%</b>	<b>4% + 2%</b> =	<b>6%</b> Gesamtrabatt
ab € 1.500,-*	<b>5%</b>	<b>5% + 2%</b> =	<b>7%</b> Gesamtrabatt
ab € 2.000,-*	<b>6%</b>	<b>6% + 2%</b> =	<b>8%</b> Gesamtrabatt
ab € 3.000,-*	<b>8%</b>	<b>8% + 2%</b> =	<b>10%</b> Gesamtrabatt

\* Nettoauftragswert pro Bestellung per Fax, Telefon oder Post

\*\* 2% Onlinerabatt ab € 250,- Nettoauftragswert über [www.mwdental.de](http://www.mwdental.de)

Unabhängig von den Rabatten erhalten Sie bei monatlicher Sammelrechnung in Verbindung mit Erteilung eines Bankeinzuges **immer 1% Rabatt.**



Unser RundumService – bequem auf einem Blick

# M+W WEBSHOP

Einfacher. Sicherer. Schneller.

**Über 42.000 Artikel**  
schnell und einfach  
bestellen

**Zeitersparnis**  
durch unsere  
Direktbestellung

**Übersichtliche  
Darstellung**  
unserer Produkte

Täglich neue  
**Angebote  
und Aktionen**

**Vielzahl  
an Services**  
auf einen Blick

BIS 10% STAFFELRABATT BEI ONLINE-BESTELLUNG    42.000 ARTIKEL    HEUTE BESTELLT, MORGEN GELIEFERT    ANMELDEN

**M+W Dental**  
wir kümmern uns

Suchen ... 

06042 - 88 00 88  
Heute bis 17.30 Uhr für Sie da

**Shop**    **CAD/CAM**    **News & Wissen**    **Service**    **Angebote & Aktionen**    **Einrichtung & Geräte**

Zahnkorrektur    Modell- und Abdruckeinsendung    Datentransfer CAD/CAM Fertigung

 **WARENKORB**  
+ **DIREKTBESTELLUNG**

**RundumSchutz für Sie –**  
bequem auf einen Blick.



**GLEICH BESTELLEN**

Jetzt sparen mit unseren **M+W select** Neuheiten!



**GLEICH BESTELLEN**

Jetzt Neu im Sortiment!

Bis zu 27% Ersparnis gegenüber Einzelkauf mit unseren Aktionspaketen!


ZU ALLEN M+W SELECT NEUPRODUKTEN

**M+W select** PERMAPLAST LH ONE **NEU**  
**Ein Farbton für alle Zahnfarben**  
Das Composite, das sich an die Zahnfarbe anpasst.

  
ab 23,90 

  
simplee - Alles, was Sie brauchen. Nicht mehr.  
Aber auch nicht weniger.  
**Einfach - konsequent - günstig!**

  
**Spitzen-Qualität und -Preise seit fast 40 Jahren!**  
Überzeugen Sie sich von geprüfter Markenqualität zum günstigen Preis!

  
A.M. Edelingh setzt einen neuen Standard für dentale Alltagsprodukte - mit Innovationen für ein **verbessertes Handling und mit hochwertigem Design.**

mwdental.de

# M+W REPAIR & CARE

Unser schneller und zuverlässiger Reparaturservice.

Wir sorgen mit unserem hochqualifizierten Reparaturservice M+W Repair & Care dafür, dass Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden und sparen Ihnen dadurch wertvolle Zeit und Kosten.

## Wir reparieren für Sie:

- Hand- und Winkelstücke
- Turbinen
- Mikromotoren
- Kupplungen
- Schläuche
- ... und vieles mehr



## Von folgenden Herstellern:



... und weiteren führenden Herstellern.

Beauftragen Sie noch heute die Abholung Ihrer zu reparierenden Geräte – immer mit einem **kostenlosen Kostenvoranschlag & einer kostenlosen Abholung**. Wir kümmern uns um Ihre Reparaturen!

Hotline: **060 42 / 88 00 88**  
E-Mail: **repair@mw dental.de**

**10%\***  
auf alle Reparaturen –  
auch Schlauchreparaturen  
(inkl. Grundaufwand  
sowie Ersatzteile\*\*)

Ihr  
Rabattcode  
**72**

UNSER TIPP:  
Auf Instrumente der Seiten 74/75  
bieten wir bei Reparatur über  
unseren Service Repair & Care  
eine **kostenlose  
Arbeitszeit-  
Garantieerweiterung  
um 12 Monate.**

\* Unter Angabe des Codes 72 erhalten Sie auf Ihre nächste über M+W Repair & Care ausgeführte Reparatur 10% Rabatt (auch Schlauchreparaturen). Der Code ist pro Kunde nur einmalig einlösbar. Der Rabatt kann nicht mit zurückliegenden Aufträgen verrechnet werden. Die Rabatt-Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und schließt unsere üblichen Auftragsrabatte und auch sonstige Sonderrabatte aus. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
\*\* Die Reparatur kann wahlweise mit Originalersatzteilen oder Reproduktionsteilen (Generika) erfolgen.

# M+W CAD/CAM FERTIGUNG

Fräsen mit modernster Technik  
und breitem Produktspektrum.

## Nutzen Sie die Vorteile der M+W CAD/CAM Fertigung und überzeugen Sie sich von unserer Top Qualität:

- Wir fräsen nur mit modernster Technik
- Markenmaterial ist für uns selbstverständlich
- Breites Produktspektrum:  
CAD/CAM 4- und 5-Achstechnik,  
Implantattechnik, Teleskoptechnik
- Komfortabler Abholservice und zügiger Versand



## Und so funktioniert es:

**WICHTIG!** Bitte nutzen Sie bei Modellen und Abformungen ausschließlich unseren schnellen Abholservice.



1. Rufen Sie uns einfach an und beauftragen Sie ganz bequem die Abholung aus Ihrem Hause.



2. Bestimmen Sie einen gewünschten Abholzeitraum. Bei Anruf bis 14 Uhr sogar noch am selben Tag möglich!



3. Die zu fertigenden Arbeiten werden verpackt bei Ihnen abgeholt.



4. Nach der Fertigung erhalten Sie Ihre M+W CAD/CAM Arbeit schnell, zuverlässig und in höchster Qualität.

Von einfachen Kronen bis zu verschraubten Brücken.

Wir fertigen M+W Zirkone aller Arten sowie weitere Markenprodukte.

Egal, ob Sie uns Modelle, Abdrücke oder Datensätze senden – **wir verarbeiten alles!**

Hotline: **0 60 42 / 88 00 48**  
E-Mail: **cadcam@mwdental.de**

**50%\***  
auf die 1. Arbeit

Ihr  
Rabattcode **82**

+

**2%**  
auf Ihren  
Online-Auftrag

\* Unter Angabe des Codes 82 erhalten Sie 50% Rabatt auf Ihre erste Arbeit über die M+W CAD/CAM Fertigung. Der Rabatt kann nicht mit zurückliegenden Aufträgen verrechnet werden. Die Rabatt-Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und schließt unsere üblichen Auftragsrabatte und auch sonstige Sonderrabatte aus. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

**M+W select** PERMAPLAST LH ONE / VISCOUS FLOW  
Produktinfos siehe Seite 3.



**M+W select** PERMAPLAST LH CERAMIC  
Produktinfos siehe Seite 3.



**M+W select** CALCIUMHYDROXIDPASTE  
Produktinfos siehe Seite 6.



**M+W select** BEFESTIGUNGSZEMENT TEMP NE  
Produktinfos siehe Seite 25.



**M+W select** COMPOSITE APPLIKATIONSPISTOLE  
Produktinfos siehe Seite 9.



**M+W select** RETRAKTIONSFÄDEN  
Produktinfos siehe Seite 16.



 **TURBINE, HAND- UND WINKELSTÜCKE**  
Produktinfos siehe Seite 74 – 75.



 **PULVERSTRAHLGERÄT**  
Produktinfos siehe Seite 82.



 **SENSORENPENDER 1000**  
Produktinfos siehe Seite 58.



 **MUNDSPÜLBECHER**  
Produktinfos siehe Seite 32.

**JETZT IN  
PREMIUM-  
QUALITÄT!**



 **MATRIZENSPANNER TOFFLEMIRE**  
Produktinfos siehe Seite 8.



 **ENDO MESSBLOCK**  
Produktinfos siehe Seite 84.



**M+W select** XYLOBLEACH  
Produktinfos siehe Seite 83.



**M+W select** FISSURENVERSIEGLER  
Produktinfos siehe Seite 82.



**M+W select** ZAHNBÜRSTEN  
Produktinfos siehe Seite 76 – 77.



**M+W select** SOFTSTICKS  
Produktinfos siehe Seite 78.



**M+W select** ZUNGENREINIGER  
Produktinfos siehe Seite 78.



**M+W select** PROTHESENBÜRSTE  
Produktinfos siehe Seite 80.






INDU-HEAT

Produktinfos siehe Seite 119.



SANDBLASTER

Produktinfos siehe Seite 125.



BLUE TEC LC

Produktinfos siehe Seite 119.



ZIRCON DISC FUSION

Produktinfos siehe Seite 92.



NESSEL- UND FLANELL-SCHWABBEL

Produktinfos siehe Seite 142.



MICRO-SCHWABBEL PRO

Produktinfos siehe Seite 142.



A		C		E			
Abdrucklöffel	18 – 19	CAD/CAM Fräser	96, 97	Eco Line Hand- und Winkelstücke	75	Gips-Sep	107
Abdrucklöffelreiniger	21	Calciumhydroxidpaste	6	Eco Line Turbinen	74	Gipsspatel	101
Abform-Desinfektion	21, 63	Carpulen Spritze	30	Edelkorund	125	Glänzflüssigkeit	124
Absauganlagen Desinfektion	63	Cavitentferner	41	Einbüschelbürste	77	Glasfill	7
Absauganlagenfilter	36	Cervikalwachs	116	Einfärbeflüssigkeiten	92, 93	Glas-Ionomer-Zement	7
Absaugkanüle chirurgisch	31	Chargen Dokumentation	65	Einmal-Anrührschälchen	10	Gracey Küretten	45, 46
Absaugkanülen color	31	Chargen Kontroll Test	65	Einmalinjektionskanülen	30	Granulat f. Tiefziehgeräte	113
Adapta-Folie	113	Chemikalien f. Röntgen	26	Einmalspeichelzieher	31	Greenstein-Color Instrumente	148
Additionsvernetzendes Silikon	15	Chirurgie Instrumente	50 – 56	Einmalspeichelzieher color	31	Greifpinzette	38
Adhäsivsysteme	6	Chirurgische Absaugkanüle	31	Einmalzahnbürsten	76	Griffe f. Mundspiegel	38
Algicit Adhäsiv	14	Chromalloy KB / MG	123	Einschweißfolie	67	Gritman-Gipsmesser	101
Algicit Dimension	14	Chromalloy-Elektrolyt	124	Einwegapplikatoren	9, 10	GumCare	79
Algicit Dimension Ortho	14	Chromasil / Fast	110	Einwegfilter	36	Gussküvetten	122
Algicit Messbesteck	14	Chromavit	123	Einwegserviettenhalter	33	Gussküvettenzange	151
Alginat	14	Chromogel-NF	109	Elite Abdrucklöffel glatt	19	Gusstrichterformer	122
Alginat Leerdose	14	Chromokorund	125	Elite Abdrucklöffel perforiert	19	Guttaperchaspitzen Safety Color	85
Amalgame	7	Chungking-Bürstchen	143	Endlosfilmtaschen	27	<b>H</b>	
Amalgampistolen	7	CoCr Super Disc	94	Endo Instrumente	84 – 86	Haftlack für Silikon	15
Anatomische/ Chirurgische Pinzette	50	Color PA-Küretten n. Gracey	45	Endo Messblock	84	Haftscheiben	105
Anmischblöcke	13	ColorMask	29	Endo Messsystem	84	Halteklemmen	147
Anmischspatel	40	Columbia-University Küretten	46	Endo-Ex	86	Haltepinzette	147
Anrührbecher	14	Combi-Bürste	141	Endo-Spülkanülen	84	Halter f. Mundspiegel	38
Anrührschälchen	10	Compo-Polierer	12	Entwickler / Fixierer	26	Halter f. Servietten	33
Anrührspatel Gips	101	Composite Applikationspistole	9	Ermert- Wachsmesser	121	Hammer	55
Antkoviak Wachsmesser	121	Composite Gun	9	Etikett f. Kanister	64	Händedesinfektion	58
Appli-Etch	5	Composite Polierer	12	Etikettierer f. Dokumentation	65	Handsägen	103
Applikationsinstrument	41	Composite-Kleber Labor	124	Excavatoren	39	Handschuhe	28, 29
Applikationskanülen	5	Composites	2 – 4	Expansionsfolie	122	Handstück-Diamanten	136
Applikationspistole f. Cavifils	9	Cone-Pin	127	<b>F</b>		Handstücke	75
Applikatoren, einweg	9, 10	Crown-Fix	104	Fadenleger Easy Clean	16	Handtuchspender	87
Armhebelspender	59	Crown-Master	149	Fahnenstock-Wachsmesser	121	Handwaschseife	58
Arterienklemme	147	C-Silikon	15	Faltenschwabbel	142	Hartgips Natur	99
Artikulationsgips Natur	100	Cyanoacrylatkleber	106	Falthandtuchspender	87	Hartmetallfräser	134, 135
Artikulationspapier / -halter	11	<b>D</b>		FG-Diamanten	70, 71	Hartmetall-Sägeblätter	103
A-Silikon	15	Dampfstrahler	124	Film Taschen f. Röntgen	27	Hartpapierbecher	32
Aspirationsspritzen	30	Dappengläser	87	Filter f. Absauganlagen	36	Hautstanze Keyes	54
Atraumatische Pinzetten	50	Denta-Don	130	Filterbeutel	145	Hebel f. Kronenentfernung	49
Attachment-Kleber	124	Denta-Fast-NF	130	Filterpapier	34	Hedströmfeilen	84
Ätzgel	5	Denta-IN-Press	130	Fissurenversiegler	82	Heidemannspatel	40
Ätzgel f. Keramik	13	Denta-O-Resin	131	Flächendesinfektion Plus	60	Heißpolymerisate	130
Aufbewahrungsboxen	152, 153	Denta-Press	130	Flachmeißel	55	HelixControl	65
Auflagen f. Instrumententisch	34	Desinfektion f. Abformungen	21, 63	Flexibrush	10	HelixControl PRO	65
Auflagen f. Trays	34	Desinfektion f. Absauganlagen	63	Flexi-Disc	12	Hexagum 0,12 %	79
Aufwachsinstrumente	120	Desinfektion f. Bohrer	62	Flexistrips	12	Hexagum Forte 0,2 %	79
Augenschutz	68, 69	Desinfektion f. Flächen	59 – 61	Flow Material	4	Hohlmeißelzangen	42
Ausblasdüse	145	Desinfektion f. Hände	58	Folienanmischblock	13	Hornhammer	149
Ausblaspistole	145	Desinfektion f. Instrumente	62	Fräser CAD / CAM	96, 97	Hüllen DIN A5	88
Ausblockwachs	115	Desinfektion f. Mundspülbecken	62	Fräser f. Gips	135	Hüllen f. Röntgen	27
<b>B</b>		Desinfektion f.		Fräser Hartmetall	134, 135	Hybrid Composite	2, 4
Bandmatrizen	8	rotierende Instrumente	62	Fräserständer	143	Hygieneschutz f. Kopfstützen	33
Becher	32	Desinfektionsplan f. Zahnarztpraxis	67	Fräserrondelle	90 – 92	Hygieneschutzhüllen OPG	27
Becherhalter	32	Desinfektionsspender	58, 59	Fräswachs	116	<b>I</b>	
Befestigungszement Temp NE	25	Desinfektionstücher	60-61	Füllgranulat	113	Implant Gum Hard	109
Beflochte Applikatoren	9, 10	Desinfektionstücher Plus	60	Füllungsinstrumente	41	Implantat-Messzange	54
Big-Etch	5	Diamantpolierpaste	144	<b>G</b>		Indu-Heat	119
Bissnehmewachs	115	Diamantscheiben Labor	137, 138	Gaumenpolierbürste	142	Injektionskanülen Luer	30
Bissregistrierung	16	Diamantschleifer Labor	136	Gesichtsmaske	29	Injektionsspritze	30
Bisswälle	115	Diamantschleifer Praxis	70, 71	Gesichtsschutz	68, 69	Inktest Easy	66
Bleaching	83	DiaZirGloss	144	Gießküvetten	131, 132	Instrumente f. Chirurgie	50 – 56
Bloc out Composite	113	Discs	90 – 92	Gips-Anrührbecher	14	Instrumente f. Endo	84 – 86
Blue-Tec LC	119	Dispenser f. Sicherheitskartuschen	20	Gips-Dia-Scheibe 365	103	Instrumente f. Füllungen	41
Bogen-Pins	102	Dispenser f. Watterollen	35	Gipse	99, 100	Instrumente f. Implantologie	53 – 56
Böhm-Teleskopzange	147	Doppelkammerbeutel	20, 152	Gipsentferner Plus	107	Instrumente f. Kronen- u.	
Bohrerbad Plus	62	Dosier- und Arbeitshilfen	64	Gipsfräser	135	Brückenentfernung	49
Bohrerbürste	67	Dosierinstrument f. Keramiken	146	Gips-Isolierung	107	Instrumente f. Labor 120, 121, 146 – 149	
Bohrerständer	71	Dowel-Pins	102	Gipslöser	107	Instrumente f. PA	42 – 46
Bonding-Systeme	6	Drahtbiegezeugen	150	Gipsmesser	101	Instrumentenbad Plus	62
Bowie&Dick Test	66	Dubliermassen	110	Gipsmodell säge	103	Instrumenten-Set Labor	146
Brennergas	123	Dynamische Mischer	17	Gipsrüttler	98	Instrumentenständer	75
Brenngut-Set	127			Gipsrüttler	98	Instrumententischauflage	34
Buffalo-Gipsmesser	101			Gipsschneidezange	101	Instrumentenwannen	62
Bulk-Fill Material	2						





# »» PRAXIS

Füllungen und Hilfsmittel	2
Abformung und Hilfsmittel	14
Provisorische Versorgung	22
Röntgen	26
Einmalartikel	28
Instrumente	37
Desinfektion und Reinigung	57
Gesichtschutz und Brillen	68
FG-Diamanten	70
Kleingeräte	72
Turbinen, Hand- und Winkelstücke	74
Oralhygiene	76
Professionelle Prophylaxe	81
Bleaching	83
Endodontie	84
Verschiedenes	87



QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.


**PERMAPLAST LH HYBRID**

Lichthärtendes röntgenopakes Feinpartikel-Hybridcomposite für Restaurationen der Klassen I bis V in VITA-Farben. Gesamtgehalt an Füllstoffen: 83 Gew.-%, 75 Vol.-%.

**Vorteile:**  
 klebfreie Konsistenz, hohe Festigkeit und Abrasionsresistenz, sehr gute Farbstabilität, gute Polierbarkeit.

**Schraubspritze mit 3 g:**

000 170	A3	1 Pckg.	€ 19,80
000 171	A2	1 Pckg.	€ 19,80
000 172	B3	1 Pckg.	€ 19,80
000 173	C3	1 Pckg.	€ 19,80
000 174	A3,5	1 Pckg.	€ 19,80
000 175	B1	1 Pckg.	€ 19,80
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 18,90
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 17,95

**Cavifils, 20 x 0,3 g:**

100 130	A2	1 Pckg.	€ 39,90
100 131	A3	1 Pckg.	€ 39,90
100 132	A3,5	1 Pckg.	€ 39,90
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 37,90
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 36,90




**PERMAPLAST LH NANO**

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Composite mit einem ultrafeinen, röntgenopaken Keramikfüllstoff für die adhäsive Füllungstherapie. Aufgrund des ultrafeinen Füllstoffes lassen sich außerordentlich homogene und hochglanzpolierbare Restaurationen herstellen, die durch einen gezielt eingestellten Chamäleoneffekt eine optimale Farbanpassung der Füllung ermöglichen. Gesamtfüllstoff 83 Gew.-%, 75 Vol.-%.

**Indikation:**

direkte Front- und Seitenzahnrestauration der Klasse I-V nach Black, indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren, Stumpfaufbauten, Schienung von gelockerten Zähnen, Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Farbwirkung.

**Schraubspritze, 4 g:**

100 115	A2	1 Pckg.	€ 24,50
100 116	A3	1 Pckg.	€ 24,50
100 117	A3,5	1 Pckg.	€ 24,50
100 118	B2	1 Pckg.	€ 24,50
100 119	B3	1 Pckg.	€ 24,50
100 120	C3	1 Pckg.	€ 24,50
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 23,50
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 22,50

**Cavifils, 20 x 0,3 g:**

100 121	A2	1 Pckg.	€ 45,50
100 122	A3	1 Pckg.	€ 45,50
100 123	A3,5	1 Pckg.	€ 45,50
	ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 43,50




**PERMAPLAST BULK**

Lichthärtendes Seitenzahn-Composite für die einfache und schnelle Verarbeitung in der Bulk-Fill-Technik. Durch das optimierte Fließverhalten wird eine ausgezeichnete Adaption an Kavitätenwand und Kavitätenboden gewährleistet. Die optimalen physikalischen Eigenschaften stellen eine hochwertige und dauerhafte Seitenzahnrestauration sicher. Effizientes Arbeiten dank 4 mm-Schichtstärke sowie natürliche Farbanpassung durch universelle Dentinfarbe runden das Produkt ab. Permaplast Bulk ist Bis-GMA frei und verfügt über eine hohe Röntgenopazität.

**2 g Spritze, 10 Applikationskanülen:**

100 114	Farbe universal hell	1 Pckg.	€ 21,95
100 128	Farbe universal medium	1 Pckg.	€ 21,95
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 20,50
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 18,95

**Cavifils, 20 x 0,3 g:**

100 113	Farbe universal hell	1 Pckg.	€ 71,90
100 129	Farbe universal medium	1 Pckg.	€ 71,90
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 69,90
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 67,90

**M+W select** PERMAPLAST LH ONE

Lichthärtendes und röntgenopakes Mikro Hybrid Composite mit optimaler Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe, wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Bei Bedarf kann die Farbe angepasst werden, indem man für die erste Schicht Permaplast LH Flow verwendet. Hochglanzpolierbar 75 Gew.-%, 53 Vol.-%.

**Indikation:**

Direkte Front- und Seitenzahnrestaurationen der Klasse I – V nach Black. Indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers. Erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren. Stumpfaufbauten. Schienung von gelockerten Zähnen. Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik.

100 147	Spritze, 4 g	1 Pckg.	€ 25,90
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 23,90
100 148	Cavifils, 20 x 0,3 g	1 Pckg.	€ 45,90
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 44,50

**M+W select** PERMAPLAST LH ONE VISCIOUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, hoch radiopak. Fülleranteil 77% Gewicht, 57% Volumen. Optimale Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Fließfähig und trotzdem standfest. Hohe Abrasionsresistenz und sehr gut polierbar. Indikationen: Fissurenversiegelung, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren. Füllungen der Klasse V nach Black (Zahnhalskaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte). Minimalinvasive Füllungen der Klassen I, II und III nach Black. Korrekturen von Zahnschmelzdefekten, Ausblöcken von Unterschnitten, kleinere Formkorrekturen am Schmelz.

100 158	2 g Spritze	1 Pckg.	€ 18,90
	ab 2 Pckgn.	je Pckg.	€ 17,90
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 16,90

**M+W select** PERMAPLAST LH CERAMIC

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Microhybrid-Composite mit Keramikanteil für hochwertige Front- und Seitenzahnrestaurations der Klasse I-V. Durch unterschiedliche Füllgrößen (0,05 – 0,9 µm) lässt sich das Material sehr gut stopfen und modellieren. Dank exzellenter mechanischer Eigenschaften und optimaler Fluoreszenz erzielen Sie dauerhafte ästhetische Restaurationen mit hervorragender Farbstabilität. Klebt nicht. Hohe Kanten- und Abriebfestigkeit sowie eine sehr hohe Biege- und Bruchfestigkeit. Gesamtfüllstoff 80 Gew.-%, 68 Vol.-%.

**4 g Spritze:**

200 120	A2	1 Pckg.	€ 27,90
200 121	A3	1 Pckg.	€ 27,90
200 122	A3,5	1 Pckg.	€ 27,90
200 123	B1	1 Pckg.	€ 27,90
200 124	B3	1 Pckg.	€ 27,90
200 125	C3	1 Pckg.	€ 27,90
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 26,50
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 25,50

**Cavifils, 20 x 0,3 g:**

200 126	A2	1 Pckg.	€ 47,50
200 127	A3	1 Pckg.	€ 47,50
200 128	A3,5	1 Pckg.	€ 47,50
200 129	B1	1 Pckg.	€ 47,50
200 130	B3	1 Pckg.	€ 47,50
200 131	C3	1 Pckg.	€ 47,50
	ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 45,50



ab € 44,50

Ein Farbton für alle Zahnfarben

Das Composite, das sich an die Zahnfarbe anpasst.



ab € 16,90



NEU

ab € 25,50



ab € 45,50


**PERMAPLAST LH FLOW**

Fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, radiopak, Füllerteil 55 Gew.-%, 36 Vol.-%, in VITA-Farben erhältlich.

**Indikationen:**

Fissurenversiegelung, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren, Unterfüllungen, Füllungen der Klassen I, III und V nach Black im nicht stark kaubelasteten Bereich, Korrekturen von Zahnschmelzdefekten, Ausblocken von Unterschnitten, kleinere Form- und Farbkorrekturen am Schmelz.

**Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen:**

100 105	A1	1 Pckg.	€ 18,50
100 106	A2	1 Pckg.	€ 18,50
100 107	A3	1 Pckg.	€ 18,50
100 108	B3	1 Pckg.	€ 18,50
	ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 17,50
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 16,50




**PERMAPLAST LH VISCOUS FLOW**

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite mit nano-optimierten Füllern. Lichthärtend, hoch radiopak, Füllerteil: 77% Gewicht. Ausgezeichnete physikalische Werte, fließfähig und trotzdem standfest, deshalb ideal bei Kavitätenwänden und Zahnhalsfüllungen. Hohe Abrasionsresistenz, sehr gut polierbar.

**Indikationen:**

Füllungen der Klasse I, II, III und V, Restaurationen an Milchzähnen, Stabilisierung von gelockerten Zähnen, Reparaturen von defekten Compositorestorationen, Fissurenversiegelung, Unterfüllungen, minimalinvasive Füllungen.

**Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen:**

100 165	A1	1 Pckg.	€ 20,90
100 166	A2	1 Pckg.	€ 20,90
100 167	A3	1 Pckg.	€ 20,90
100 168	B3	1 Pckg.	€ 20,90
100 187	hell rosa	1 Pckg.	€ 20,90
100 188	dunkel rosa	1 Pckg.	€ 20,90
	ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 19,90
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 18,90
<b>Cavifils, 20 x 0,3 g:</b>			
100 185	A2	1 Pckg.	€ 61,90
100 186	A3	1 Pckg.	€ 61,90
	ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 58,90




**PERMAPLAST BUILD UP**

Dualhärtendes, fließfähiges Stumpfaufbaumaterial im praktischen Automix-System, auch für die Zementierung von Wurzelstiften geeignet. Optimale Adaption an den natürlichen Zahn.

**5 ml Automix Spritze, 5 Mischkanülen, 5 Intraoral-Tips:**

000 107	A2	1 Pckg.	€ 37,50
<b>Zubehör:</b>			
000 109	Endo-Tips, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 5,45
000 110	Mischkanülen braun, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 7,95
000 111	Intraoral-Tips, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 5,45



## M+W select APPLI-ETCH

36%iges Phosphorsäure-Ätzel für die Schmelz- und Dentin-ätzung mit optimalem thixotropen Fließverhalten. Farbe: grün. Applikationsspritzen in der praktischen Vorratsbox.

9 x 1,4 ml Applikationsspritzen,		
<b>100 101</b> 25 Applikationskanülen	1 Pckg.	€ 33,50
ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 31,50



ab € 31,50



## M+W select BIG-ETCH

36%iges Phosphorsäure-Ätzel für die Schmelz- und Dentin-ätzung mit optimalem thixotropen Fließverhalten. Farbe: grün. Vorratspritze 50 ml (62 g) zum Selbstabfüllen.

50 ml Vorratspritze,		
10 Applikationsspritzen,		
<b>100 100</b> 50 Applikationskanülen	1 Pckg.	€ 57,90
ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 53,90
<b>100 138</b> 50 ml Vorratspritze, 1 Adapter	1 Pckg.	€ 36,90



ab € 36,90

## M+W select ÄTZGEL

36%iges Phosphorsäure-Ätzel. Thixotrop, für die Schmelz- und Dentinätzung, Farbe: blau.

<b>000 178</b> 2 ml Spritze, 3 Kanülen (biegbar)	1 Pckg.	€ 6,90
ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 6,55
ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 6,10



ab € 6,10



ab € 8,90

ab € 10,95

ab € 26,80

## M+W select APPLIKATIONSKANÜLEN

Einweg-Applikationskanülen für punktgenaues Applizieren. Für Luer- bzw. Luer Lock-Spritzen.

gebogen, 45°, blau-transparent,		
10 mm lang, Lumen Ø 0,7 mm,		
<b>100 102</b>	25 Stck. (1.)	1 Pckg. € 9,95
	ab 3 Pckgn.	je Pckg. € 9,40
	ab 5 Pckgn.	je Pckg. € 8,90
gerade, transparent,		
Lumen Ø 0,4 mm, 50 Stck. (2.)		
<b>000 179</b>		1 Pckg. € 11,95
	ab 3 Pckgn.	je Pckg. € 11,50
	ab 5 Pckgn.	je Pckg. € 10,95
gebogen, 45°, schwarz,		
10 mm lang, Lumen Ø 0,5 mm,		
<b>098 103</b>	100 Stck. (3.)	1 Pckg. € 28,80
	ab 3 Pckgn.	je Pckg. € 27,80
	ab 5 Pckgn.	je Pckg. € 26,80


**PERMABOND UNIVERSAL**

Lichthärtendes Bondingmaterial für alle lichthärtenden Compositematerialien. Es wirkt selbstätzend, kann aber auch in der bewährten Total-Etch-Technik mit separatem Ätzzvorgang angewendet werden. Hervorragende Haftwerte an Schmelz und Dentin, optimale Viskosität und Thixotropie für eine absolut homogene Adhäsiv-Schicht. Keine Kühlschranklagerung erforderlich.

000 186 Flasche, 5 ml 1 Fl. € 51,90




 € 51,90


**PERMABOND**

Lichthärtender Einkomponenten-Haftvermittler für die Total-Etch-Technik. Schnelle und sichere Verarbeitung durch einmaliges Auftragen. Sehr gute Oberflächenbenetzung sorgt für einen optimalen Haftverbund auf Schmelz und Dentin. Mit allen lichthärtenden Composites anzuwenden.

000 185 Flasche, 5 ml 1 Fl. € 32,90  
 ab 3 Flaschen je Fl. € 30,90




 ab € 30,90


**CALCIUMHYDROXIDPASTE**

Auf wässriger Basis mit einem Calciumhydroxidgehalt von 45%. Eignet sich für die direkte und indirekte Pulpenüberkappung sowie für provisorische Wurzelkanalfüllung, geeignet für Unterfüllungen unter allen Füllungsmaterialien. Dank des hohen pH-Wert von über 12 wirkt es antibakteriell. Röntgenopak, biokompatibel und schonend für die Pulpa.

200 140 Spritze 2 ml, 6 Kanülen 1 Pckg. € 11,90




 € 11,90


**PERMABOND SE**

Selbstätzender, lichthärtender Ein-Komponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin. Auf Wasser-Ethanol-Basis, für alle lichthärtenden Composites und Compomere. Sehr kurze Verarbeitungszeit, da das Bonding nur 1 x aufgetragen wird: 10 Sek. auftragen, 20 Sek. einwirken lassen, 5 Sek. verblasen und 10 Sek. belichten = nur 45 Sek. Hohe Haftwerte durch selbstätzende Haftmonomer-Technologie. Vermeidung von postoperativen Sensibilitäten aufgrund der Self-etch-Technik.

000 181 Flasche, 5 ml 1 Fl. € 49,50  
 ab 3 Flaschen je Fl. € 45,90




 ab € 45,90



ab € 46,90

**M+W select** NORMALLOY KAPSELN

Kapselamalgam, n.g. 2, aus 70% Spänen und 30% Kugeln.

**Zusammensetzung:**  
69,2% Silber, 18,6% Zinn, 11,9% Kupfer, 0,3% Zink.

Dose mit 50 Kapseln:			
000 127	Gr. 1 gelb/weiß,	1 Pckg.	€ 48,90
	400 mg Pu, 435 mg Hg	je Pckg.	€ 46,90
000 128	Gr. 2 gelb/grau,	1 Pckg.	€ 59,90
	600 mg Pu, 653 mg Hg	je Pckg.	€ 57,90
000 129	Gr. 3 gelb/schwarz,	1 Pckg.	€ 79,90
	800 mg Pu, 865 mg Hg	je Pckg.	€ 77,90

**M+W select** AMALGAMPISTOLEN

Hochwertige Amalgampistole aus Kunststoff und bis 134 °C autoklavierbar.

200 115	Amalgampistole gebogen	1 Stck.	€ 13,50
200 116	Ersatzspitze gebogen	1 Stck.	€ 4,90
200 117	Ersatzspitze gerade	1 Stck.	€ 4,90



€ 13,50

€ 4,90



€ 27,90

**M+W select** GLASFILL

Wasseranmischbarer Glas-Ionomer-Zement für Füllungen der Klasse I, III und V sowie für Milchzahnfüllungen, schnellhärtend. Optimaler Haftverbund zur natürlichen Zahnschmelze ohne zusätzlichen Haftvermittler. Sehr gute Abrasionsbeständigkeit. Farbe universal/hellgelb (LY).

400 101	10 g Pulver, 1 Wasser-dosierflasche, 1 Dosierlöffel	1 Pckg.	€ 27,90
---------	-----------------------------------------------------	---------	---------

**M+W select** PROVISO

Gebrauchsfertiger, selbsthärtender, provisorischer Füllungs-zement auf Zinkoxid-Kunststoff-Basis. Gute Thixotropie, die eine perfekte Anpassung an die Kavitätenwand ermöglicht. Rasche Aushärtung im Mund, eugenolfrei, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kaukräfte, mit Fluor. Es stehen 3 Endhärten zur Verfügung.

Glas, 40 g:			
100 160	weiß (mittel)	1 Pckg.	€ 9,40
100 161	rot (hart)	1 Pckg.	€ 9,40
100 162	grau (weich)	1 Pckg.	€ 9,40



€ 9,40

**M+W select** MATRIZENBAND

Für Bandmatrizenspanner. Rostfrei, 0,03 mm stark.

10 m im Spender:

100 170	Breite 5 mm (auch geeignet für SuperMat)	1 Rolle	€ 12,90
100 171	Breite 6 mm (auch geeignet für SuperMat)	1 Rolle	€ 12,90
100 172	Breite 7 mm	1 Rolle	€ 12,90
	ab 3 Rollen einer Breite	je Pckg.	€ 11,90



**NEU** € 12,50



**M+W select** MATRIZENSPANNER TOFFLEMIRE

Rostfrei.

100 195	Universal	1 Stck.	€ 12,50
---------	-----------	---------	---------

**M+W select** TOFFLEMIRE MATRIZENBÄNDER

Rostfrei.

0,05 mm, 12 Stck.:

859 115	Form 101	1 Pckg.	€ 1,80
859 116	Form 102	1 Pckg.	€ 1,80
859 117	Form 103	1 Pckg.	€ 1,80
859 118	Form 113	1 Pckg.	€ 1,80

0,04 mm, 12 Stck.:

859 119	Form 101	1 Pckg.	€ 1,80
859 120	Form 102	1 Pckg.	€ 1,80
859 121	Form 103	1 Pckg.	€ 1,80
859 122	Form 113	1 Pckg.	€ 1,80
	ab 5 Pckg. einer Form/Stärke	je Pckg.	€ 1,60
	ab 10 Pckg. einer Form/Stärke	je Pckg.	€ 1,40



ab € 1,40

**M+W select** MATRIZENZANGE

Matrizenhaltezange mit Hartmetallbeschichtung und Doppelfeder, hält und entfernt auch dünnste Matrizen sicher aus dem Approximalbereich. Sehr gute Qualität, made in Germany.

300 120	Matrizenzange	1 Stck.	€ 119,00
---------	---------------	---------	----------

€ 119,-



**M+W select** COMPOSITE GUN

Ergonomisch geformte Applikationspistole für alle marktüblichen Composite-Kapseln (Cavifils, PLTs usw.). Durch die spezielle Form wird das Material noch besser aus den Kapseln ausgebracht, ganz ohne hohen Kraftaufwand. Autoklavierbar bis 134 °C.

400 105 Composite Gun 1 Stck. € 112,90



€ 112,90

**M+W select** COMPOSITE APPLIKATIONSPISTOLE

Dosierpistole für die Direktapplikation aller marktüblichen Composite-Kapseln (Cavifils, Compules, PLTs usw.). Autoklavierbar bis 121 °C.

400 110 Composite Applikationspistole 1 Stck. € 18,90



NEU

€ 18,90

**M+W select** UNIVERSAL TIPS

Biegbare Miniapplikatoren beflocht zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen. Länge ca. 10 cm. Verpackt in praktischer Runddose zur hygienischen Entnahme.

100 Stck.:		
500 507	blau (regular)	1 Pckg. € 5,90
500 511	grün (regular)	1 Pckg. € 5,90
500 508	gelb (fein)	1 Pckg. € 5,90
500 512	lila (fein)	1 Pckg. € 5,90
500 510	hellblau (x-fein)	1 Pckg. € 5,90
	ab 5 Pckg. einer Farbe	je Pckg. € 5,60
	ab 10 Pckg. einer Farbe	je Pckg. € 5,30

**M+W select** MICROTIPS

Miniatur-Applikationsspitzen (beflocht), in super Qualität, mit MicroTip-Halter (Kunststoffgriff nicht sterilisierbar), für punktgenaues Applizieren von Flüssigkeiten und Gels (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive).

Set: 4 x 100 MicroTips in den Farben rot, grün, gelb, blau und 2 MicroTip-Halter		
098 118		1 Pckg. € 21,90
100 Stck.:		
098 114	rot	1 Pckg. € 5,40
098 115	grün	1 Pckg. € 5,40
098 116	gelb	1 Pckg. € 5,40
098 117	blau	1 Pckg. € 5,40
	ab 5 Pckg. einer Farbe	je Pckg. € 5,10
Halteset: je 1 MicroTip-Halter in weiß und rot		
098 119		1 Pckg. € 2,90



ab € 5,30



ab € 5,10



**M+W select FLEXIBRUSH**

Biegbare Pinsel zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive). 10,5 cm lang.

100 Stck.:			
005 120	medium blau	1 Pckg.	€ 7,90
005 121	medium gelb	1 Pckg.	€ 7,90
005 122	x-fine türkis	1 Pckg.	€ 7,90
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 7,40
	ab 10 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 6,95



ab € 6,95

**M+W select PINSELEINSÄTZE/-HALTER**

Einmalpinsel-Einsätze zum Auftragen von Opakern, Flüssigkeiten u.v.m.

200 165	Pinselhalter, 3 Stck.	1 Pckg.	€ 2,90
Pinseleinsätze, 50 Stck.:			
098 110	weiß	1 Pckg.	€ 5,70
098 111	rot	1 Pckg.	€ 5,70
	ab 10 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 5,20



ab € 5,20

€ 2,90

**M+W select PINSELHALTER EDELSTAHL**

Pinselhalter aus rostfreiem Edelstahl. Thermodesinfizierbar und autoklavierbar.

098 109	Pinselhalter Edelstahl	1 Stck.	€ 5,90
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 5,30



ab € 5,30

**M+W select EINMAL-ANRÜHRSCHÄLCHEN**

Mit 12 Vertiefungen.

098 500	50 Stck.	1 Pckg.	€ 7,30
---------	----------	---------	--------



€ 7,30

**MSW select** ARTIKULATIONS-PAPIER 200µ

Für die grobe occlusale Prüfung beim Einpassen von Kronen, Brücken und Prothesen. Einfache Entnahme der Streifen dank der praktischen Spenderbox.

Spenderbox mit 300 Blatt:			
300 900	blau	1 Pckg.	€ 10,90
300 901	rot	1 Pckg.	€ 10,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe		je Pckg.	€ 9,95

ab € 9,95



**MSW select** ARTIKULATIONS-PAPIER 40µ

Für die Routine-Kontrolle und Feinprüfung der Occlusion, 22 x 110 mm.

10 Heftchenpackungen à 12 Streifen:			
300 902	blau	1 Pckg.	€ 6,30
300 903	rot	1 Pckg.	€ 6,30
ab 3 Pckgn. einer Farbe		je Pckg.	€ 5,80

ab € 5,80



**MSW select** ARTIKULATIONS-PAPIERHALTER

Sehr hochwertig verarbeiteter Artikulationspapierhalter aus rostfreiem Edelstahl. Durch die spezielle Fräsung wird auch die dünnste Artikulationsfolie durchgängig festgehalten, kein Wegrutschen der Folie mehr.

000 900	Artikulationspapierhalter	1 Stck.	€ 9,50
---------	---------------------------	---------	--------



€ 9,50



ab € 11,50

**MSW select** OCCLUSIONS-SPRAY PLUS

Pigmentgenaue Dosierbarkeit durch Metall-Präzisionsprührohr und Spezialventil. Der Pigmentfilm lässt sich schichtweise aufbauen und zeichnet ab 7 - 10 µm. Sehr feinkörnig. Lässt sich leicht wieder mit Wasser entfernen. Ein Occlusions-spray der Extraklasse mit ozonunschädlichem Treibgas. Farbe grün.

000 951	75 ml Dose + Metallsprührohr	1 Dose	€ 12,85
ab 5 Dosen		je Dose	€ 11,50



ab € 10,50

**MSW select** OCCLUSIONS-SPRAY

FCCK-frei, mit ozonunschädlichem Treibmittel. Besonders feiner, farbstarker Film. Wachs frei, ohne Lösungsmittel. Auch trockene Modelle werden wieder sauber. Toxikologisch absolut unbedenklich. Ausreichend für ca. 600 Applikationen.

75 ml:			
000 990	grün	1 Dose	€ 10,90
000 991	rot	1 Dose	€ 10,90
ab 5 Dosen einer Farbe		je Dose	€ 10,70
ab 10 Dosen einer Farbe		je Dose	€ 10,50

## M+W select COMPO-POLIERER

Einstufiges Poliersystem aus Silikon für die Politur von Composite-füllungen und Verblendkunststoffen. Autoklavierbar bis 134 °C, Farbe gelb, Winkelstückschaft, 7.000 – 10.000 U/Min.

<b>Set:</b>			
400 890	12 Polierer, je 3 Stck. je Form	1 Pckg.	€ 19,90
<b>10 Stck.:</b>			
400 896	Minispitze	1 Pckg.	€ 12,95
400 897	Walze	1 Pckg.	€ 12,95
400 898	Kelch	1 Pckg.	€ 12,95
400 899	Kelch breit	1 Pckg.	€ 12,95



NEU

ab € 12,95

€ 59,90



## M+W select FLEXI-DISC

Die Scheiben sind einseitig mit Aluminiumoxid-Partikeln überzogen.

**Alle Körnungen sind in 2 Scheibengrößen erhältlich:**

- Ø 10 mm für schwerzugängliche Bereiche und kleine Flächen
- Ø 14 mm für größere Bereiche

- schwarz, extra-grob: Konturieren
- blau, grob: Konturieren
- lila, mittel: Finieren
- pink, fein: Politur
- weiß, extra-fein: Hochglanzpolitur

**Set 240 Scheiben:**

30 Stck. je Körnung und Ø

400 880	(außer schwarz), 1 Mandrell WST	1 Pckg.	€ 59,90
400 889	Mandrell für Winkelstück	1 Stck.	€ 4,95

€ 23,90



**Refill, 100 Scheiben:**

	Ø 10 mm	Ø 14 mm
schwarz, extra-grob	400 878	400 879
blau, grob	400 881	400 882
lila, mittel	400 883	400 884
pink, fein	400 885	400 886
weiß, extra-fein	400 887	400 888
je Pckg.	€ 23,90	€ 23,90

## M+W select FLEXISTRIPS

Polier- und Finierstreifen aus extra flexiblem Polyestermaterial. Einseitig belegt mit Aluminiumoxid Partikeln. Ideal für das Konturieren und Polieren aller Restaurationsmaterialien. Länge je Streifen 15 cm.

**50 Streifen:**

100 885	grob (blau) / medium (helllila)	1 Pckg.	€ 7,20
100 886	fein (rosa) / x-fein (weiß)	1 Pckg.	€ 7,20
	ab 3 Pckgn. einer Ausführung	je Pckg.	€ 6,70

ab € 6,70



**M+W select** KERAMIK-ÄTZGEL

5%ige Fluorwasserstoffsäure zum Ätzen von Keramikrestaurationen. Die Haftung zwischen Keramikoberfläche und Befestigungscompositen wird durch die Herstellung eines retentiven Ätzmusters erhöht. Eine optimale Gel-Konsistenz ermöglicht eine leichte und präzise Applikation.

000 989	Flasche, 6 ml	1 Fl.	€ 37,50
	ab 3 Flaschen	je Fl.	€ 36,50



ab € 36,50

**M+W select** SILANISIERUNGSLIQUID

Oberflächenbehandlungsmittel, das eine beständige chemische Bindung zwischen Metall-Composite, Keramik-Composite und Composite-Composite nach vorheriger Silikatisierung gestattet. Zur Silikatisierung der Oberflächen können gängige Verfahren wie Rocotec von 3M angewandt werden. Das enthaltene Silan ermöglicht eine dauerhafte und randspaltenfreie Verbindung zwischen den genannten Oberflächen.

000 910	Flasche, 8 ml	1 Fl.	€ 44,20
---------	---------------	-------	---------



€ 44,20

**M+W select** PERMABOND LAB NEW FORMULA

Metall-Primer, der leicht anzuwenden ist. Er muss nur aufgetragen und ca. 1 Minute abgelüftet werden, eine Lichtpolymerisation ist nicht notwendig. Das geruchsneutrale Material kann universell auf allen Metallen angewandt werden und gewährleistet einen dauerhaften Verbund.

500 950	Flasche, 5 ml	1 Fl.	€ 58,50
---------	---------------	-------	---------



€ 58,50

**M+W select** ANMISCHBLÖCKE

Für Abformmassen, Zemente und Composites. Zweiseitig geblockt.

<b>Anmischblock, einseitig beschichtetes, abriebfestes Papier:</b>			
000 237	9,5 x 7 cm, 60 Blatt	1 Stck.	€ 4,30
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 3,90
000 238	18 x 12,5 cm, 25 Blatt		€ 4,60
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 4,20
000 239	24 x 15 cm, 35 Blatt	1 Stck.	€ 6,95
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 6,30
<b>Pergament Anmischblock</b>			
000 115	4 x 4 cm, 75 Blatt	1 Stck.	€ 2,05
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 1,70
	ab 20 Stck.	je Stck.	€ 1,40
000 118	6,2 x 6,2 cm, 50 Blatt	1 Stck.	€ 2,05
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 1,70
	ab 20 Stck.	je Stck.	€ 1,40
000 116	7 x 10 cm, 75 Blatt	1 Stck.	€ 2,65
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 2,35
	ab 20 Stck.	je Stck.	€ 2,05
000 117	14 x 20 cm, 75 Blatt	1 Stck.	€ 5,25




ab € 1,40

**M+W select** FOLIENANMISCHBLOCK

Zum Anmischen von Ledermix oder ähnlichen Materialien.

043 100	6,4 x 5 cm, 35 Blatt	1 Stck.	€ 2,90
---------	----------------------	---------	--------



€ 2,90

**M+W select** ALGICIT DIMENSION

Bewährtes staubfreies Alginat, bis zu 100 Stunden dimensionsstabil, mit Pfefferminzgeschmack. Ab Herstellungsdatum 5 Jahre haltbar. In 4 Varianten lieferbar.

**Algicit Dimension:**

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek, Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek., Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek., Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: blau.

**Algicit Dimension quick:**

Abbindeart: schnellabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek., Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 30 Sek., Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek., Abbindezeit gesamt: 2 Min., Farbe: blau.

**Algicit Dimension color:**

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek., Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek., Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek., Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: lila über rosa zu weiß.

**Algicit Dimension Ortho:**

Alginat auf die Bedürfnisse der KFO-Behandlung abgestimmt. Abbindeart: schnellhärtend. Anmischzeit: 45 Sek., Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek., Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek. Mit Farbumschlagindikator von lila über rosa zu grün.

**Bulkpackung, 20 Beutel à 500 g:**

400 270	Algicit Dimension	1 Pckg.	€ 149,00
400 274	Algicit Dimension quick	1 Pckg.	€ 149,00
400 276	Algicit Dimension color	1 Pckg.	€ 149,00
	ab 2 Pckgn.	je Pckg.	€ 129,00
400 280	Algicit Dimension Ortho	1 Pckg.	€ 119,50

**Beutel, 500 g:**

400 271	Algicit Dimension	1 Pckg.	€ 8,25
400 275	Algicit Dimension quick	1 Pckg.	€ 8,25
400 277	Algicit Dimension color	1 Pckg.	€ 8,25
400 281	Algicit Dimension Ortho	1 Pckg.	€ 6,90
400 272	Leerdose für Alginat	1 Stck.	€ 5,90

**Messbesteck:**


400 273	je 1 Dosierbecher Alginat, Wasser	1 Pckg.	€ 1,20
200 281	Algicit Adhäsiv, 15 ml	1 Pckg.	€ 7,60



ab € 8,25



€ 7,60



€ 6,90



ab € 3,50



**M+W select** ANRÜHRBECHER

Selbstreinigende, flexible Silikonbecher zum Anrühren von Alginaten, Gipsen und Einbettmassen. Farbe: dunkelgrün.

022 971	Gr. 1, mittel, 12 cm Ø, 9 cm hoch	1 Stck.	€ 3,95
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 3,50
022 972	Gr. 2, groß, 13 cm Ø, 11 cm hoch	1 Stck.	€ 4,40
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 3,95

**M+W select** SIOPLAST A/AS

Elastomeres Präzisionsabformmaterial auf Polyvinylsiloxanbasis, additionsvernetzend (A-Silikon), in sehr hoher Qualität zum günstigen Preis!

**Sioplast A/A 380 putty:**

knetbares Vorabformmaterial, Orangengeschmack, lieferbar in Dosen und in der Vollkartusche für 5:1 Mischgeräte.

**Sioplast AS light:**

dünnfließend für die Korrekturabformung, Doppelmisch-/Sandwichttechnik, Minzgeschmack, im Sicherheitskartuschensystem.

**Sioplast AS medium**

mittelfließend für Korrektur- und Fixationsabformung, Minzgeschmack, im Sicherheitskartuschensystem.

**Sioplast AS/A 380 mono**

mittelfließend für die Einphasenabformung, Minzgeschmack, lieferbar in der Vollkartusche für 5:1 Mischgeräte und im Sicherheitskartuschensystem.

ab € 29,30



<b>Sioplast A</b> (je 450 ml Basis- und Härterpaste, 2 Messlöffel):			
153 220	putty	1 Pckg.	€ 61,90
153 221	putty soft	1 Pckg.	€ 61,90
	ab 3 Pckgn. einer Variante	je Pckg.	€ 59,90
<b>Sioplast A 380 putty:</b>			
237 240	2 x 380 ml Kartusche, 1 Fixierring	1 Pckg.	€ 117,00
	ab 2 Pckgn.	je Pckg.	€ 113,00
<b>Sioplast A 380 mono:</b>			
153 281	2 x 380 ml Kartusche, 1 Fixierring	1 Pckg.	€ 137,00
	ab 2 Pckgn.	je Pckg.	€ 132,00
<b>Sioplast AS light</b> (2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen gelb):			
153 225	regular (normalhärtend)	1 Pckg.	€ 30,90
153 226	fast (schnellhärtend)	1 Pckg.	€ 30,90
	ab 3 Pckgn. einer Variante	je Pckg.	€ 29,30
<b>Sioplast AS medium:</b>			
153 227	2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün	1 Pckg.	€ 30,90
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 29,30
<b>Sioplast AS mono:</b>			
153 280	2 x 50 ml Kartuschen, 6 Mischkanülen grün	1 Pckg.	€ 37,90
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 35,90
200 280	Silikonadhäsiv, 10 ml	1 Pckg.	€ 8,30

**M+W select** SIOPLAST C

Sehr preiswertes, kondensationsvernetzendes Präzisionsabformmaterial für die Korrekturabformtechnik in Premium-Qualität, sehr zeichnungsscharf. Darüber hinaus kann das Putty- (Shore A-70) und Putty Soft-Material (Shore A-60) für die funktionelle Randgestaltung und für Situationsabformungen eingesetzt werden. Das mittelfließende und dünnfließende Korrekturmateriale kann zusätzlich für die Funktionsabformung und Unterfütterungsabformung verwendet werden. Das extra-dünne Korrekturmateriale eignet sich auch für die Unterfütterungsabformung.

<b>Dose, 900 ml:</b>			
153 207	putty, Waldbeere	1 Dose	€ 28,50
153 208	putty soft, Waldbeere	1 Dose	€ 28,50
	ab 4 Dosen einer Variante	je Dose	€ 26,50
<b>Eimer, 10 kg:</b>			
153 209	putty, Waldbeere	1 Eimer	€ 103,90
<b>Tube, 150 ml:</b>			
153 210	mittel Mint	1 Tube	€ 13,90
153 211	dünn Mint	1 Tube	€ 13,90
153 212	extra-dünn Mint	1 Tube	€ 13,90
	ab 4 Tuben einer Variante	je Tube	€ 12,90
153 213	Sioplast C Flüssighärter, 50 ml	1 Fl.	€ 12,95
153 223	Sioplast C Pastenhärter DBTL-frei, 60 ml	1 Tube	€ 13,20
	ab 3 Tuben	je Tube	€ 12,90
200 280	Silikonadhäsiv, 10 ml	1 Pckg.	€ 8,30

ab € 12,90



**M+W select** SIOPLAST BS SCAN

Schwerfließendes, scanbares Bisregistrat auf Polyvinylsiloxanbasis, additionsvernetzend. Speziell für die puderfreie optische 3D-Registrierung und Datenerfassung im CAD/CAM/CIM-Bereich. Hohe optische Reflektivaktivität und dauerhafte Dimensionsstabilität zeichnen das Produkt aus. Durch die hohe Endhärte extrem gut fräsbearbeitbar. Angenehmer Minzgeschmack, Farbe gelb.

2 x 50 ml Kartuschen,  
153 235 12 Mischkanülen grün 1 Pckg. € 37,95

**M+W select** SIOPLAST BS

A-Silikon. Additionsvernetzendes, schnellabbindendes Bisregistrationsmaterial auf Polyvinylsiloxanbasis im Sicherheitskartuschensystem! Mit hoher Endhärte. Frischer Apfelgeschmack.

2 x 50 ml Kartuschen,  
153 229 12 Mischkanülen grün 1 Pckg. € 37,50  
ab 2 Pckgn. je Pckg. € 35,50

**M+W select** SIOPLAST BS X-HART

A-Silikon. Additionsvernetzendes Bisregistrationsmaterial auf Polyvinylsiloxanbasis im Sicherheitskartuschensystem. Schnellabbindend mit extrem hoher Endhärte. Waldbeergeschmack.

2 x 50 ml Kartuschen,  
153 230 12 Mischkanülen grün 1 Pckg. € 39,90  
ab 2 Pckgn. je Pckg. € 37,90



€ 37,95

ab € 35,50

ab € 37,90



€ 9,95

**M+W select** RETRAKTIONSFÄDEN

Ungetränkter, gestrickter Retraktionsfaden aus 100% Baumwolle. Spaltet sich beim Einbringen in den Sulcus nicht auf und frant nicht aus. Durch die besondere Strickung, winzige Schlaufen die eine ineinandergreifende Kette ergeben, gewährleisten die Retraktionsfäden eine hervorragende Gewebeverdrängung und eine große Aufnahme an Hemostatika. Fadenlänge: 275 cm, in einer Plastikdose mit integriertem Cutter im Deckel. Dispenser für Sicherheitskartuschen-System. Bitte entsprechende Mischungsverhältnisse beachten.

300 270	Größe 000	1 Pckg.	€ 9,95
300 271	Größe 00	1 Pckg.	€ 9,95
300 272	Größe 0	1 Pckg.	€ 9,95
300 273	Größe 1	1 Pckg.	€ 9,95
300 274	Größe 2	1 Pckg.	€ 9,95

**M+W select** FADENLEGER EASY CLEAN

Fadenleger gezahnt im neuen Griff-Design aus rostfreiem Edelstahl. Dank der glatten Oberfläche lässt sich das Instrument einfach reinigen, der hohle 3-Finger-Form-Griff mit 8 mm Durchmesser sorgt dennoch für einen sicheren Halt.

100 299 Fadenleger easy clean 1 Stck. € 15,90



€ 15,90





MISCHKANÜLEN / INTRAORAL-TIPS / DYNAMISCHE MIXING-TIPS

**3M:**

- Dimension Garant L, - Quick <sup>1</sup>
- Express, - 2 Garant <sup>1</sup>
- Express XT Light / Regular Body <sup>1</sup>
- Imprint II Garant Light, - Regular <sup>1</sup>
- Imprint 4 Garant <sup>1</sup>
- Imprint Bite <sup>2</sup>
- Imprint II Garant Monophase <sup>2</sup>
- Imprint II Garant Heavy <sup>2</sup>
- Impregum Garant L Duosoft <sup>5</sup>
- Permadyne Garant <sup>5</sup>
- Protemp 4 Garant <sup>6</sup>

**Coltène Whaledent:**

- AFFINIS 50 light, - regular <sup>1</sup>
- AFFINIS PRECIOUS <sup>1</sup>
- Jet Blue Bite <sup>3</sup>
- Magic FoamCord <sup>1</sup>
- PRESIDENT 50 <sup>1</sup>

**Dentsply Sirona:**

- Aquasil Bite <sup>2</sup>
- Aquasil Ultra light LV, -XLV <sup>1</sup>
- Aquasil Ultra Mono RS <sup>2</sup>
- Aquasil Ultra Heavy RS <sup>2</sup>

**Detax:**

- Detaseal hydroflow lite, - Xlite <sup>1</sup>
- Detaseal hydroflow mono, glassbite, greenbite apple, - colour, monoprnt supra <sup>1</sup>
- Detaseal bite, mollosil plus
- Automix 2, milkbite <sup>3</sup>
- onetime perfect <sup>3</sup>
- pixelbite <sup>3</sup>
- tempofit <sup>4</sup>

**DMG:**

- Honigum Light <sup>1</sup>
- Honigum Heavy, - Mono <sup>2</sup>
- Luxatemp <sup>6</sup>
- O-Bite <sup>3</sup>
- Silagum Light, - Medium, - Mono <sup>1</sup>

**DREVE:**

- Fresh clear <sup>2</sup>
- REGOFIX <sup>2</sup>
- StoneBite, - scan <sup>3</sup>

**GC:**

- Exabite II NDS <sup>2</sup>

**Ivoclar Vivadent:**

- Systemp. c&b <sup>6</sup>
- Telio CS C&B <sup>6</sup>
- Virtual Light, - Extra Light <sup>1</sup>
- Virtual Monophase, - Heavy <sup>2</sup>

**Kettenbach:**

- Identium Light <sup>1</sup>
- Identium Medium <sup>2</sup>
- Futar Scan <sup>1</sup>
- Futar, -D, - Fast <sup>2</sup>
- Monopren transfer <sup>2</sup>
- Mucopren soft <sup>2</sup>
- Panasil contact plus X-Light <sup>1</sup>
- Panasil contact two in one Light, - initial contact Regular <sup>2</sup>
- Panasil initial contact Light/X-Light <sup>1</sup>

**Kulzer:**

- Flexitime Correct-, Light -, Medium Flow <sup>1</sup>
- Flexitime Fast & Scan <sup>1</sup>
- Flexitime Bite, - Heavy Tray, - Mono Phase <sup>2</sup>
- Memosil 2 <sup>2</sup>
- Memoreg 2 <sup>2</sup>
- P2 light <sup>2</sup>
- PreVISION CB <sup>6</sup>
- Provil novo C.D. 2 Mono <sup>2</sup>
- Provil novo C.D. 2 Light, - Medium <sup>1</sup>
- Variotime Medium / Light / Extra Light Flow <sup>1</sup>
- Variotime Heavy Body / Monophase <sup>2</sup>

**MERZ:**

- CronMix K plus <sup>6</sup>

**M+W Dental:**

- Pontiform automix 2 <sup>6</sup>
- Pontiform automix 10:1 <sup>6</sup>
- Sioplast AS light <sup>1</sup>
- Sioplast AS medium, AS mono, - BS, - x-hart <sup>2</sup>

**Omicron:**

- betasil light fast set, - vario light <sup>1</sup>
- betasil vario medium <sup>2</sup>
- granit PERFECT 3D <sup>2</sup>
- kristall PERFECT <sup>2</sup>

**R-Dental:**

- R-SI-LINE MEDIUM/-FS, - LIGHT/-FS/-SH <sup>1</sup>
- R-SI-LINE Extra-, - Hard-, - Metal-Bite, - Heavy Kingsize <sup>2</sup>
- R-SI-LINE Mono, P.U.M.A. soft <sup>3</sup>

**VOCO:**

- Registrado X-tra, Registrado clear <sup>2</sup>
- Ufi Gel SC, - hard C <sup>3</sup>
- Structur Premium, - 2 SC <sup>4</sup>

**Mischkanülen, 50 Stck.:**

000 287	1:1/2:1, gelb (1.)	1 Pckg.	€ 26,90
000 288	1:1/2:1, grün (2.)	1 Pckg.	€ 26,90
000 280	1:1/2:1, rosa (3.)	1 Pckg.	€ 26,90
000 282	1:1/2:1, blau (4.)	1 Pckg.	€ 26,90
000 283	1:1/2:1, weiß (5.)	1 Pckg.	€ 26,90
000 289	4:1/10:1, blau (6.)	1 Pckg.	€ 26,90
	ab 2 Pckgn.	je Pckg.	€ 22,90

**Intraoral-Tips, 100 Stck.:**

237 224	gelb (7.)	1 Pckg.	€ 22,95
000 285	transparent (8.)	1 Pckg.	€ 22,95
	ab 2 Pckgn.	je Pckg.	€ 21,95
237 241	Dynamische Mixing-Tips, 40 Stck.	1 Pckg.	€ 33,90
237 242	Fixiererring für Mixing-Tips, 2 Stck.	1 Pckg.	€ 8,50

**Dynamische Mischer für Schlauchbeutel-Systeme im 5:1 Mischungsverhältnis:**

100 184	Beutel, 50 Stck., weiss (9.)	1 Pckg.	€ 25,50
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 23,50



**M+W select** RIM-LOCK PERFORIERT

Aus Edelstahl (18/8) mit angeschweißtem Griff, Rand- und Innenbördelung (geschweißt), für alle Sterilisationsarten geeignet.

**Satz mit 8 Löffeln:** je 1 Löffel in

022 650	allen Größen OK und UK	1 Satz	€ 68,90
022 651	OK S klein, PS 3	1 Stck.	€ 9,45
022 652	OK M mittel, PS 4	1 Stck.	€ 9,45
022 653	OK L groß, PS 5	1 Stck.	€ 9,45
022 654	OK XL extra groß, PS 6	1 Stck.	€ 9,45
022 655	UK S klein, PI 3	1 Stck.	€ 9,45
022 656	UK M mittel, PI 4	1 Stck.	€ 9,45
022 657	UK L groß, PI 5	1 Stck.	€ 9,45
022 658	UK XL extra groß, PI 6	1 Stck.	€ 9,45
022 680	partiell links, mittel (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 9,45
022 681	partiell rechts, mittel (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 9,45

€ 68,90



**M+W select** RIM-LOCK GLATT

Aus rostfreiem Edelstahl (18/8), mit Rand und Innenbördelung (geschweißt). Nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

**Satz mit 10 Löffeln:** je 1 Löffel OK

098 650	und UK in allen Größen	1 Satz	€ 85,90
098 651	OK XS extra klein, BS 1	1 Stck.	€ 9,45
098 652	OK S klein, BS 2	1 Stck.	€ 9,45
098 653	OK M mittel, BS 2A	1 Stck.	€ 9,45
098 654	OK L groß, BS 3	1 Stck.	€ 9,45
098 655	OK XL extra groß, BS 5	1 Stck.	€ 9,45
098 656	UK XS extra klein, BI 1	1 Stck.	€ 9,45
098 657	UK S klein, BI 2	1 Stck.	€ 9,45
098 658	UK M mittel, BI 2A	1 Stck.	€ 9,45
098 659	UK L groß, BI 3	1 Stck.	€ 9,45
098 660	UK XL extra groß, BI 5	1 Stck.	€ 9,45
098 661	partiell links, mittel (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 9,45
098 662	partiell rechts, mittel (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 9,45

€ 85,90



€ 9,45



€ 9,45



**M+W select** ELITE ABDRUCKLÖFFEL GLATT

Rostfreier Stahl, elektropoliert, B = vollbezahnt, P = partiell.

400 645	BO Nr. 0 Kindergröße	1 Stck.	€ 10,30
400 646	BO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 10,30
400 647	BO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 10,30
400 648	BO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 10,30
400 649	BO Nr. 4 ex. groß	1 Stck.	€ 10,30
400 650	BU Nr. 0 Kindergröße	1 Stck.	€ 10,30
400 651	BU Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 10,30
400 652	BU Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 10,30
400 653	BU Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 10,30
400 654	BU Nr. 4 ex. groß	1 Stck.	€ 10,30
400 655	FO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 10,30
400 656	FO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 10,30
400 657	FO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 10,30
400 658	PO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 10,30
400 659	PO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 10,30
400 660	PO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 10,30
400 661	PU Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 10,30
400 662	PU Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 10,30
400 663	PU Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 10,30
400 664	UO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 10,30
400 665	UO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 10,30
400 666	UO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 10,30
400 667	UU Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 10,30
400 668	UU Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 10,30
400 669	UU Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 10,30
400 670	C1/2 Nr. 1 klein, rechts (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 10,30
400 671	C1/2 Nr. 2 mittel, rechts (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 10,30
400 672	C1/2 Nr. 3 groß, rechts (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 10,30
400 673	C1/2 Nr. 1 klein, links (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 10,30
400 674	C1/2 Nr. 2 mittel, links (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 10,30
400 675	C1/2 Nr. 3 groß, links (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 10,30
400 676	verstellbar mit Niet	1 Stck.	€ 13,50

**M+W select** ELITE ABDRUCKLÖFFEL PERFORIERT

Rostfreier Stahl, elektropoliert, B = vollbezahnt, P = partiell.

400 610	BO Nr. 0 Kindergröße	1 Stck.	€ 10,30
400 611	BO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 10,30
400 612	BO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 10,30
400 613	BO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 10,30
400 614	BO Nr. 4 ex. groß	1 Stck.	€ 10,30
400 615	BU Nr. 0 Kindergröße	1 Stck.	€ 10,30
400 616	BU Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 10,30
400 617	BU Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 10,30
400 618	BU Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 10,30
400 619	BU Nr. 4 ex. groß	1 Stck.	€ 10,30
400 620	FO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 10,30
400 621	FO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 10,30
400 622	FO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 10,30
400 623	PO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 10,30
400 624	PO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 10,30
400 625	PO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 10,30
400 626	PU Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 10,30
400 627	PU Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 10,30
400 628	PU Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 10,30
400 629	UO Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 10,30
400 630	UO Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 10,30
400 631	UO Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 10,30
400 632	UU Nr. 1 klein	1 Stck.	€ 10,30
400 633	UU Nr. 2 mittel	1 Stck.	€ 10,30
400 634	UU Nr. 3 groß	1 Stck.	€ 10,30
400 635	C1/2 Nr. 1 klein, rechts (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 10,30
400 636	C1/2 Nr. 2 mittel, rechts (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 10,30
400 637	C1/2 Nr. 3 groß, rechts (für Quadrant I und III)	1 Stck.	€ 10,30
400 638	C1/2 Nr. 1 klein, links (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 10,30
400 639	C1/2 Nr. 2 mittel, links (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 10,30
400 640	C1/2 Nr. 3 groß, links (für Quadrant II und IV)	1 Stck.	€ 10,30
400 641	verstellbar mit Niet	1 Stck.	€ 13,95



**M+W select DISPENSER**

Dispenser für Sicherheitskartuschen-System. Bitte entsprechende Mischungsverhältnisse beachten.

Mischpistole:			
237 222	1:1/2:1 (1.)	1 Stck.	€ 44,90
100 183	4:1/10:1 (2.)	1 Stck.	€ 44,90
000 219	Schieber 4:1	1 Stck.	€ 8,90



**M+W select SKALENBLOCK**

Für Abformmassen. Mit cm-Einteilung. Blockpapier glänzend, holzfrei weiß. 21/2-seitig geblockt.

000 119	10 x 19 cm, 50 Blatt	1 Stck.	€ 4,90
---------	----------------------	---------	--------



**M+W select KÄLTESPRAY**

Minzaroma. FCKW-frei, Butan/Propan-Gemisch (brennbar!) Austrittstemperatur -50 °C.

000 093	Dose, 200 ml	1 Dose	€ 5,90
	ab 12 Dosen	je Dose	€ 5,40
	ab 24 Dosen	je Dose	€ 4,90

**M+W select DOPPELKAMMERBEUTEL**

Doppelkammerbeutel zum Versenden von Abdrücken, Modellen u.ä. Die praktische Kängurutasche vereinfacht das Mitsenden von Auftragszetteln und Notizen, ohne dass diese durch im Beutel enthaltene Flüssigkeiten beschädigt werden. Die Hauptkammer ist durch einen Grip-Verschluss leicht zu verschließen. Die drei Beschriftungsstreifen bieten Platz für Anmerkungen. Maße: 180 x 245 (225) mm.

045 996	Doppelkammerbeutel mit M+W Logo, 100 Stck.	1 Pckg.	€ 17,50
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 16,80



**M+W select** TRAY CLEANER

Der Tray Cleaner ist ein Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Der Spezialreiniger löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenol, Carboxylat- und Phosphatzementen, Gipsen sowie thermoplastischen Abformmassen und Wachsen. Auch Abform-Adhäsive werden mit abgelöst. Anwendung 5 – 10%, kann bei sehr starker Verschmutzung auch als Konzentrat pur verwendet werden. Die Lösung kann auch im Ultraschallbad eingesetzt werden. Der Spezialreiniger ist für nicht-rostende Gegenstände geeignet. Chrom-Nickel- und Aluminiumteile sollten nicht gemeinsam gereinigt werden.

100 700	Dosierflasche, 1 l	1 Fl.	€ 18,90
100 701	Kanister, 5 l	1 Kan.	€ 57,90



ab € 18,90

**M+W select** ORANGE CLEANER, - SPRAY

Reinigungsmittel auf Basis von Orangenöl zum Entfernen von Abdruckpasten, Silikonen, Zinkoxid etc. von Flächen und Instrumentarium. Als Reinigungslösung und Spray erhältlich.

**Orange Cleaner:**

000 250	Kunststoffflasche, 250 ml	1 Fl.	€ 7,95
	ab 3 Flaschen	je Fl.	€ 7,50

**Orange Cleaner Spray:**

000 249	Dose, 250 ml	1 Dose	€ 8,75
	ab 3 Dosen	je Dose	€ 8,20



ab € 7,50



ab € 8,20

**M+W select** SEPTOPRINT KONZENTRAT

Konzentrat für die Desinfektion von allen gängigen Abformmaterialien wie A-/C-Silikone, Hydrocolloide, Alginate, Polyether sowie Zahnersatz. Besonders ergiebig, mit 1 l Konzentrat können 50 l Desinfektionslösung angesetzt werden. Dabei wirkt M+W Septoprint Konzentrat bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV) bei einer Einwirkzeit von 15 Minuten – 2%. Abformung vor dem Ausgießen mit klarem Wasser abspülen. Farbe grün, mit angenehmem Blumenduft.

100 725	Dosierflasche, 1 l	1 Fl.	€ 29,50
---------	--------------------	-------	---------



VAH  
gelistet

€ 29,50

**M+W select** SEPTOPRINT PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion aller zahnärztlichen Abformmaterialien. Sehr gute Materialverträglichkeit und sehr breites Wirkungsspektrum bei einer Einwirkzeit von nur 1 Minute, VAH-gelistet.

200 725	Kanister, 5 l	1 Kan.	€ 48,90
	ab 3 Kanistern	je Kan.	€ 47,90

**Dosierpumpe**

f. 2 l, 5 l und 10 l, per Hub 20 ml

(Schlauch kann entsprechend

000 770	zugeschnitten werden)	1 Stck.	€ 8,45
---------	-----------------------	---------	--------



VAH  
gelistet

ab € 47,90

**M+W select STRIPKRONEN**

Glasklar, elastisch, beschneidbar, dünnwandige Kunststoff-Krone, mit allen Füllungsmaterialien zu befüllen, UV- und Halogenlicht durchlässig, einwandfreie Abdeckung der Zahnschaltpartien, verbinden sich nicht mit Füllungsmaterialien.

**Sortiment:**

120 Stck. Frontzahn- und Praemolarkronen 1 Pckg. € 77,90

**Nachfüllpackung:**

5 Stck. je Form (Artikelnummern und Formen siehe Tabelle unten) 1 Pckg. € 4,25

€ 4,25



**Nachfüllpackung à 5 Stck.**

116 7,0	115 8,0	114 7,5	113 8,0	112 9,0	111 9,5	110 10,0	210 10,0	211 9,5	212 9,0	213 8,0	214 7,5	215 8,0	216 7,0
300 206	300 205	300 204	300 203	300 202	300 201	300 200	300 212	300 213	300 214	300 215	300 216	300 217	300 218
125 5,0	124 5,5	123 6,0	122 6,0	121 6,5	221 6,5	222 6,0	223 6,0	224 5,5	225 5,0				
300 211	300 210	300 209	300 208	300 207	300 219	300 220	300 221	300 222	300 223				
136 6,0	135 6,5	134 7,0	133 8,0	132 8,5	131 9,0	231 9,0	232 8,5	233 8,0	234 7,0	235 6,5	236 6,0		
300 229	300 228	300 227	300 226	300 225	300 224	300 230	300 231	300 232	300 233	300 234	300 235	300 236	
143 6,5	142 7,0	242 7,0	243 6,5										
300 253	300 252	300 254	300 255										
413 5,0	412 5,5	411 6,0	311 6,0	312 5,5	313 5,0								
300 238	300 237	300 236	300 239	300 240	300 241								
422 5,5	421 6,0	321 6,0	322 5,5										
300 249	300 248	300 250	300 251										
433 5,5	432 6,0	431 7,0	331 7,0	332 6,0	333 5,5								
300 244	300 243	300 242	300 245	300 246	300 247								
443 6,5	442 7,0	342 7,0	343 6,5										
300 257	300 256	300 258	300 259										

**M+W select INTERIMSKRONEN**

Polycarbonat, eingefärbt, mittlere Zahnfarbe, verbinden sich mit kunststoffhaltigen Füllungsmaterialien.

100 295 Sortiment: 180 Stck. 1 Pckg. € 73,90

**Nachfüllpackung:**  
5 Stck. je Form  
(Artikelnummern und Formen  
siehe Tabelle unten)


1 Pckg. € 3,60

€ 3,60




**Nachfüllpackung à 5 Stck.**

links Oberkiefer mittlere Schneidezähne rechts




400 200 400 201 400 202 400 203 400 204 400 205 400 206 400 207 400 208 400 209 400 210 400 211 400 212 400 213

links Oberkiefer seitliche Schneidezähne rechts




400 214 400 215 400 216 400 217 400 218 400 219 400 220 400 221 400 222 400 223 400 224 400 225

links Eckzähne rechts




400 226 400 227 400 228 400 229 400 230 400 231 400 232 400 233 400 234 400 235 400 236 400 237 400 238 400 239

groß Prämolaren klein



400 240 400 241 400 242 400 243 400 244 400 245 400 246 400 247 400 248 400 249

lang untere Schneidezähne kurz



400 250 400 251 400 252 400 253 400 254 400 255 400 256 400 257 400 258 400 259

 INTERIM

Für provisorische Kronen und Brücken. Farbstabil, da UV-stabilisiert. Polierbar, lumineszent. Geringe Geruchsbelästigung. Einfache, problemlose Verarbeitung. Niedrige Polymerisationstemperatur.

Pulver, 100 g:			
200 170	A2	1 Pckg.	€ 18,90
200 171	A3,5	1 Pckg.	€ 18,90
Flüssigkeit:			
200 172	50 ml	1 Pckg.	€ 10,90
200 173	100 ml	1 Pckg.	€ 16,90



ab € 18,90



ab € 10,90

ab € 3,50



 SILIKONBECHER

Preiswerte Silikonbecher (klar) zum Anmischen von Kunststoffen.

098 997	klein, 8 ml	1 Stck.	€ 3,75
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 3,50
098 998	mittel, 18 ml	1 Stck.	€ 6,50
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 6,20
098 999	groß, 50 ml	1 Stck.	€ 10,50
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 10,20

 PONTIFORM AUTOMIX 10:1

Provisorisches K+B Material, methacrylatfrei, zur Fertigung von Kurz- und Langzeit-Provisorien. Hohe Endhärte und Elastizität sowie sehr gute Biege- und Abrasionsfestigkeitswerte, geringer Polymerisationsschrumpf, eine hohe Farbstabilität und Fluoreszenz sowie eine hervorragende Passgenauigkeit zeichnen das Produkt aus. Durch das 10:1 Mischungsverhältnis wird die Schmierschicht stark verringert und das Provisorium ist optimal polierbar.

50 ml Kartusche, 15 Mischkanülen blau:			
100 180	A2	1 Pckg.	€ 67,90
100 181	A3	1 Pckg.	€ 67,90
100 182	B1	1 Pckg.	€ 67,90
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 65,90

ab € 65,90





ab € 55,50

**M+W select** PONTIFORM AUTOMIX 2

Provisorisches K+B Material mit Fluor im 4:1 Sicherheits-Kartuschensystem. Automatisches Anmischen während der Direktapplikation.

**Vorteile:**

- 2-Komponenten-Material auf BIS-Acryl-Basis, methacrylatfrei
- gute Gewebeerträglichkeit
- ausgezeichnete Biege- und Abrasionswerte, daher auch für Langzeitprovisorien geeignet
- kurze Verarbeitungszeit und niedrige Abbinde-temperatur (ca. 38 °C)
- rasche Abbindung bei sehr geringer Polymerisationsschrumpfung
- optimale Polierbarkeit, hohe Farbstabilität
- gute Reparaturfähigkeit
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

000 216	50 ml Kartusche A2 universal, 15 Mischkanülen blau	1 Pckg.	€ 59,50
	ab 2 Pckgn.	je Pckg.	€ 57,50
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 55,50
<b>Mischkanülen, 50 Stck.:</b>			
000 289	4:1/10:1, blau	1 Pckg.	€ 26,90
	ab 2 Pckg.	je Pckg.	€ 22,90
100 183	Mischpistole: 4:1/10:1	1 Stck.	€ 44,90
000 219	Schieber 4:1	1 Stck.	€ 8,90

**M+W select** PONTIFORM DIRECT MIX

Produkteigenschaften wie M+W Pontiform automix 2, jedoch in der direct mix-Spritze.

000 290	5 ml Spritze A2, 5 Mischkanülen	1 Pckg.	€ 25,90
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 24,50
000 291	direct mix Mischkanülen, 20 Stck.	1 Pckg.	€ 17,95



ab € 24,50



**NEU** ab € 15,45

**M+W select** BEFESTIGUNGSZEMENT TEMP NE

Eugenolfreier, selbsthärtender Zement, enthält Calciumhydroxid und Hydroxylapatit. Zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken. Eine dünne Schicht reicht aus, das Material ermöglicht ausgehärtet eine sichere Befestigung des Provisoriums, zugleich bleibt es elastisch und lässt sich leicht entfernen.

200 145	25 g Basis-Paste, 25 g Katalysator-Paste	1 Pckg.	€ 15,95
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 15,45

ab € 51,-




**X-RAY ONE**

Einteilige Röntgenchemie für alle Rollenentwicklungsmaschinen (z. B. DÜRR-Automaten AC 245, XR 24, XR 24 Pro, XR 24 Nova, XR 25, Philips Rollomaten 810, 820). Kein Ansatzfehler mehr durch die Verarbeitung von nur je 1 Flasche Entwickler und Fixierer. Hohe Stabilität und Oxydationsschutz. Nicht geeignet für Perimat.

	Konzentrat für 2 Ansätze (für je 2 x 5 Liter Entwickler und Fixierer)	1 Pckg.	€ 52,90
000 415	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 51,00

ab € 49,90




**RÖNTGEN-CHEMIKALIEN**

Röntgen-Chemikalien-Set mit hoher Stabilität, langer Haltbarkeit, hohem Oxydationsschutz. Eignet sich für alle Rollenentwicklungsmaschinen (z. B. DÜRR-Automaten AC 245/XR 24, Gendex, Siemens). Nicht geeignet für Perimat und Velopex-Intra.

<b>Spar-Set:</b> Konzentrat für 2 Ansätze (für je 2 x 5 l			
000 411	Entwickler und Fixierer)	1 Pckg.	€ 51,50
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 49,90
<b>Nachfüllpackung:</b>			
000 412	Entwickler für 4 x 5 l	1 Pckg.	€ 59,90
000 413	Fixierer für 4 x 5 l	1 Pckg.	€ 45,90



€ 56,90


**REINIGUNGSFILME**

Beschichtete und vorbelichtete Reinigungsfilme für Rollenentwicklungsmaschinen.

000 406	100 Stck., 18 x 24 cm	1 Pckg.	€ 56,90
---------	-----------------------	---------	---------



ab € 28,90


**PANORAMA-FILMTASCHEN**

Klare Hartfolie, für verschiedene Filmformate, mit Heftrand.


<b>50 Stck.:</b>			
043 407	für Filme 15 x 30 cm	1 Pckg.	€ 28,90
043 409	für Filme bis 12,7 x 30,5 cm	1 Pckg.	€ 28,90
043 413	für Filme bis 18 x 24 cm	1 Pckg.	€ 32,90

**M+W select** ENDLOSFILMTASCHEN

Beschriftbare Folie für Filmformate 2 x 3 cm, 3 x 4 cm, 4 x 5 cm.

<b>043 461</b>	200 Stck.	1 Pckg.	<b>€ 8,40</b>
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	<b>€ 7,95</b>

**ab € 7,95**



**ab € 18,90**

**M+W select** FILMTASCHEN 3X4

Klare Hartfolie, für max. 15 Filme, inkl. Beschriftungskarte. Zur Platzoptimierung wurde die Fensterstellung hochkant angeordnet.

<b>043 405</b>	Filmtaschen 3 x 4 cm, 50 Stck.	1 Pckg.	<b>€ 19,90</b>
	ab 2 Pckgn.	je Pckg.	<b>€ 18,90</b>

<b>043 406</b>	Beschriftungskarten einzeln, 100 Stck.	1 Pckg.	<b>€ 13,90</b>
----------------	-------------------------------------------	---------	----------------

**M+W select** HYGIENESCHUTZHÜLLEN OPG

Hüllen aus dünner PE-Folie für hygienischen Schutz der OPG-Aufbissstücke und Anlagesegmente. Passend für alle OPG-Geräte.

**500 Stck.:**

<b>100 410</b>	für Aufbissstücke 4,5 x 2 cm	1 Pckg.	<b>€ 45,70</b>
<b>100 411</b>	für Anlagesegmente 8,5 x 4 cm	1 Pckg.	<b>€ 45,70</b>

**€ 45,70**



**M+W select** LICHTSCHUTZHÜLLEN

Wirksamer Schutz der Speicherfolien gegen Lichteinfall und Kontamination. Durch die selbstklebenden Laschen sind die Speicherfolien sicher geschützt.

**250 Schutzhüllen:**

<b>100 415</b>	Gr. 0, f. Speicherfolien 22 x 35 mm (1.)	1 Pckg.	<b>€ 23,45</b>
<b>100 416</b>	Gr. 2, f. Speicherfolien 31 x 41 mm (2.)	1 Pckg.	<b>€ 23,45</b>
<b>100 417</b>	Gr. 3, f. Speicherfolien 27 x 54 mm (3.)	1 Pckg.	<b>€ 23,45</b>

**€ 23,45**



**M+W select** LATEX-HANDSCHUHE  
LEICHT GEPUDERT

Unsteriler, leicht gepudert Latex-Handschuh, AQL 1,5. Hoher Tragekomfort, besonders dünn, aber reißfest.

100 Stck.:

300 580	extraklein
300 581	klein
300 582	mittel
300 583	groß
300 584	extragroß



**M+W select** PREMIUM LATEX HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Die doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen des Handschuhes verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1,5, hergestellt gem. EN 455, Farbe weiß.

100 Stck.:

100 516	extraklein
100 517	klein
100 518	mittel
100 519	groß
100 520	extragroß



**M+W select** PREMIUM POLYMER  
HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Für leichteres An- und Ausziehen ist die Innenseite mit einer speziellen Polymerschicht überzogen. Doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1,5, hergestellt gem. EN 455, Farbe weiß.

100 Stck.:

100 505	Größe 5-6, extraklein
100 506	Größe 6-7, klein
100 507	Größe 7-8, mittel
100 508	Größe 8-9, groß
100 509	Größe 9-10, extragroß



Aufgrund der Corona-Pandemie kann es während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in online unter: [mwdental.de](http://www.mwdental.de)

## M+W select PREMIUM NITRIL HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1.5, hergestellt gem. EN 455, Farbe weiß.

100 Stck.:

200 525	Gr. 6-7, klein	
200 526	Gr. 7-8, mittel	
200 527	Gr. 8-9, groß	
200 528	Gr. 9-10, extragroß	



-  weiß
-  blau
-  fuchsia
-  lila
-  grün
-  freshgreen

## M+W select COLORMASK / COLORMASK ZUM BINDEN

3-lagiger Mundschutz mit Gummizug > 99% Filterleistung, latex- und glasfaserfrei, Gummibänder mit Watte umhüllt, extralanger Nasenbügel aus Metall (kunststoffummantelt).

mit Gummizug, 50 Stck.:

700 520	weiß	
700 521	blau	
700 522	fuchsia	
700 523	lila	
700 524	grün	
700 525	fresh green	

zum Binden, 50 Stck.:

700 530	weiß	
700 531	blau	
700 532	fuchsia	
700 533	lila	
700 534	grün	
700 535	fresh green	

## M+W select MASKENHALTER

Mit dem Maskenhalter lässt sich jede Gesichtsmaske mit Ohrenschlaufen hinter dem Kopf einhängen. Angenehmer Tragekomfort und leichte Reinigung. Autoklavierbar.

500 549	Maskenhalter	1 Stck.	€ 2,50
		ab 10 Stck.	je Stck. € 1,95

ab € 1,95

**NEU**



Aufgrund der Corona-Pandemie kann es während der Gültigkeit des Kataloges zu Preisveränderungen kommen. Aktuell gültige Preise für diese Artikel finden Sie in online unter: [mwdental.de](http://mwdental.de)

**M+W select** INJEKTIONSKANÜLEN LUER

Sterile Einmalkanülen für Luer- und Luer Lock-Spritzen (nicht für Zyl.Amp.-Spritzen geeignet).

100 Stck.:			
300 595	25 short, 0,5 x 25 mm, orange	1 Pckg.	€ 3,80
300 596	25 long, 0,5 x 40 mm, orange	1 Pckg.	€ 3,80
300 597	27 short, 0,4 x 25 mm, grau	1 Pckg.	€ 3,80
300 598	27 long, 0,4 x 38 mm, grau	1 Pckg.	€ 3,80
	ab 10 Pckgn einer Größe	je Pckg.	€ 3,40



**M+W select** EINMALINJEKTIONSKANÜLEN

Für Zyl.Amp.-Spritzen. Ein spezieller Facettenschliff sorgt für eine schmerzarme Punktion. Steril.

100 Stck.:			
200 580	G 25 long = 0,5 x 42 mm, rot	1 Pckg.	€ 9,30
200 581	G 25 short = 0,5 x 25 mm, rot	1 Pckg.	€ 9,30
200 582	G 27 long = 0,4 x 42 mm, gelb	1 Pckg.	€ 9,30
200 583	G 27 short = 0,4 x 25 mm, gelb	1 Pckg.	€ 9,30
Für die intraligamentale Anästhesie:			
200 584	G 30 short = 0,3 x 25 mm, grün	1 Pckg.	€ 9,30
200 585	G 30 x-short = 0,3 x 13 mm, grün	1 Pckg.	€ 9,30
	ab 10 Pckgn. einer Größe	je Pckg.	€ 8,75



**M+W select** ASPIRATIONSSPRITZE

Mit optimiertem Aspirationshaken für eine sichere und zuverlässige Aspiration, der Ziehring lässt sich frei drehen. Kanülen lassen sich leicht positionieren und aufdrehen. Mit allen marktüblichen Zylinderampullen mit Lochstopfen (1,8 ml) und Injektionskanülen für Zyl.Amp.-Spritzen verwendbar.

000 305	Aspirationsspritze	1 Stck.	€ 36,90
---------	--------------------	---------	---------



**M+W select** INJEKTIONSSPRITZE SELBSTASPIRIEREND

Verchromte Injektionsspritze selbstaspirierend für die Infiltrations- und Leitungsanästhesie. Für alle genormten Glas-Zylinderampullen 1,7 ml oder 1,8 ml mit Loch- und Vollstopfen geeignet. Extrem leicht, da Krücke und Fingerstütze aus hitzebeständigem Kunststoff gefertigt. Autoklavierbar.

000 310	Injektionsspritze selbstaspirierend	1 Stck.	€ 64,90
---------	-------------------------------------	---------	---------



**M+W select** EDELSTAHL ASPIRATIONSSPRITZE

Zyl.Amp.-Spritze für die Infiltrations- oder Leitungsanästhesie komplett gefertigt aus Edelstahl. Daher problemlos für die Aufbereitung im Thermodesinfektor geeignet. Sichere Aspiration durch 3 Aspirationshaken, passend für 1,8 ml Zylinderampullen. Deutsches Erzeugnis.

100 699	Edelstahl Aspirationsspritze	1 Stck.	€ 72,50
---------	------------------------------	---------	---------

**M+W select** EINMALSPICHELZIEHER

Flexibler Einmalspeichelzieher mit abnehmbarer Kappe. Durch die kleine Kappe mit stark abgerundeten Kanten kann dieser Speichelzieher auch bei gereizter Schleimhaut verwendet werden. Der integrierte Draht macht den Speichelzieher sehr flexibel und passt sich jeder gewünschten Form an. 1a-Qualität, enthält keine giftigen Weichmacher. Länge 12,5 cm.

100 Stck.:		
059 500	weiß	1 Pckg. € 3,60
059 501	glasklar	1 Pckg. € 3,60
	ab 10 Pckgn. sortiert	je Pckg. € 3,35
	ab 20 Pckgn. sortiert	je Pckg. € 2,95
	ab 40 Pckgn. sortiert	je Pckg. € 2,75
	ab 60 Pckgn. sortiert	je Pckg. € 2,50



ab € 2,50

**M+W select** EINMALSPICHELZIEHER COLOR

Flexibler Einmalspeichelzieher mit abnehmbarer Kappe. Durch die kleine Kappe mit stark abgerundeten Kanten kann dieser Speichelzieher auch bei gereizter Schleimhaut verwendet werden. Der integrierte Draht macht den Speichelzieher sehr flexibel und passt sich jeder gewünschten Form an. 1a-Qualität, enthält keine giftigen Weichmacher. Länge 12,5 cm.

Karton mit 1.000 Stck.:		
059 502	blau	1 Karton € 32,90
059 503	grün	1 Karton € 32,90
059 504	rot	1 Karton € 32,90
059 505	gelb	1 Karton € 32,90
059 509	orange	1 Karton € 32,90
	ab 2 Kartons sortiert	je Karton € 29,90
	ab 4 Kartons sortiert	je Karton € 27,90
	ab 6 Kartons sortiert	je Karton € 25,90



ab € 25,90

**M+W select** ABSAUGKANÜLEN COLOR

Geräuschdämmend, mit breitem Schild. Durch die Rillen besonders griffsicher, liegt gut in der Hand. Matt, dadurch keine störende Lichtreflexion. Autoklavierbar. Anschluss 16 mm.

für Erwachsene, 10 Stck. (L 12,4 cm, B 1,5 cm):		
300 600	weiß	1 Pckg. € 9,95
300 601	gelb	1 Pckg. € 9,95
300 602	grün	1 Pckg. € 9,95
300 603	blau	1 Pckg. € 9,95
300 604	orange	1 Pckg. € 9,95
300 605	lila	1 Pckg. € 9,95
300 606	pink	1 Pckg. € 9,95
300 607	rot	1 Pckg. € 9,95
300 608	freshgreen	1 Pckg. € 9,95
300 609	weinrot	1 Pckg. € 9,95
für Kinder, 10 Stck. (L 10,8 cm, B 1 cm):		
300 610	weiß	1 Pckg. € 9,95
300 611	gelb	1 Pckg. € 9,95
300 612	grün	1 Pckg. € 9,95
300 613	blau	1 Pckg. € 9,95
300 614	orange	1 Pckg. € 9,95
300 615	lila	1 Pckg. € 9,95
300 616	pink	1 Pckg. € 9,95
300 617	rot	1 Pckg. € 9,95
300 618	freshgreen	1 Pckg. € 9,95
300 619	weinrot	1 Pckg. € 9,95
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg. € 9,30



ab € 9,30

**M+W select** CHIRURGISCHE ABSAUGKANÜLE

Sterile, einzelnverpackte chirurgische Absaugkanüle mit einer Ansaugöffnung von 2,5 mm. Inklusive Doppeladapter von 11 mm auf 16 mm Ø.

059 528	20 Kanülen, 1 Doppeladapter	1 Pckg. € 18,50
	ab 5 Pckgn.	je Pckg. € 16,90

ab € 16,90



NEU

**M+W select** HARTPAPIERBECHER

Umweltfreundliche Alternative zu Bechern aus Plastik. Mundspülbecher aus Hartpapier mit PE-Beschichtung. Deutlich formstabiler als herkömmliche Plastik-Einwegbecher. 180 ml Fassungsvermögen.

400 500 1.000 Stck., weiß 1 Karton € 53,90



€ 53,90

**M+W select** STABILISIERUNGSHILFE

Becherhalter, stabilisiert die gefüllten Mundspülbecher für ein sicheres Greifen. Aus rostfreiem Edelstahl, matt gebürstet. Oberer Ø ca. 5,5 cm, unterer Ø ca. 4,8 cm.

000 679 Stabilisierungshilfe 1 Stck. € 20,90  
ab 3 Stck. je Stck. € 19,50



ab € 19,50



**M+W select** MUNDSPÜLBECHER



Farbintensiver und griffstabiler Polypropylen-Mundspülbecher. Für alle handelsüblichen, manuellen Spender geeignet. Fassungsvermögen: ca. 180 ml, Ø oben: 70 mm, Höhe: 83 mm.

**1.000 Stck.:**

700 560	weiß (1.)	1 Karton	€ 23,90
700 561	dunkelblau (2.)	1 Karton	€ 23,90
700 562	cedro (3.)	1 Karton	€ 23,90
700 563	gelb (4.)	1 Karton	€ 23,90
700 564	orange (5.)	1 Karton	€ 23,90
700 565	lila (6.)	1 Karton	€ 23,90
700 566	hellblau (7.)	1 Karton	€ 23,90
700 567	weinrot (8.)	1 Karton	€ 23,90
700 568	schwarz (9.)	1 Karton	€ 23,90
700 569	6 Farben sortiert*	1 Karton	€ 23,90

**3.000 Stck.:**

700 540	weiß (1.)	1 Karton	€ 57,90
700 541	dunkelblau (2.)	1 Karton	€ 57,90
700 542	cedro (3.)	1 Karton	€ 57,90
700 543	gelb (4.)	1 Karton	€ 57,90
700 544	orange (5.)	1 Karton	€ 57,90
700 545	lila (6.)	1 Karton	€ 57,90
700 546	hellblau (7.)	1 Karton	€ 57,90
700 547	weinrot (8.)	1 Karton	€ 57,90
700 548	schwarz (9.)	1 Karton	€ 57,90
700 549	6 Farben sortiert*	1 Karton	€ 57,90

ab 2 Kartons einer Farbe/  
Ausführung je Karton € 20,90

ab 2 Kartons einer Farbe/  
Ausführung je Karton € 55,90

\* orange, gelb, dunkelblau, lila, cedro, hellblau

JETZT IN PREMIUMQUALITÄT! ab € 20,90

**M+W select** PLASTIJECT

Patientenumhang aus Polyethylenfolie, auf Rolle, 53 x 75,3 cm.

200 Stck.:			
048 505	weiß	1 Pckg.	€ 17,50
048 507	blau	1 Pckg.	€ 17,50
048 509	grün	1 Pckg.	€ 17,50
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 16,70
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 15,95



ab € 15,95

**M+W select** PLASTIJECT PLUS

Patientenumhang aus dünner PE-Folie mit saugstarker Zellstoffauflage, perforiert, auf Rolle, mit Bändern zum Binden, 53 x 61 cm.

80 Stck.:			
075 555	weiß	1 Pckg.	€ 15,20
075 560	grün	1 Pckg.	€ 15,20
075 556	blau	1 Pckg.	€ 15,20
075 561	gelb	1 Pckg.	€ 15,20
075 562	orange	1 Pckg.	€ 15,20
075 563	lila	1 Pckg.	€ 15,20
075 564	rosa	1 Pckg.	€ 15,20
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 14,50




ab € 14,50

**M+W select** KOPFSCHUTZTASCHEN

Kopfstützenschoner aus einer Lage Papier und einer Lage PE-Folie für einen hygienischen und sicheren Schutz der Behandlungseinheit. Universelle Größe, 25 x 33 cm, somit passend für alle gängigen Behandlungseinheiten.

500 Stck.:			
700 555	weiß	1 Pckg.	€ 36,90
700 556	hellblau	1 Pckg.	€ 36,90
700 557	lila	1 Pckg.	€ 36,90
700 558	cedro	1 Pckg.	€ 36,90
700 559	capri blau	1 Pckg.	€ 36,90



€ 36,90

**M+W select** NASSKREPPSERVIETTEN

Im Spenderkarton, 34 x 38 cm. Mit hoher Grammat, dadurch hochsaugfähig und nassfest. Farbe: weiß.

098 513	1.000 Stck.	1 Pckg.	€ 19,70
098 521	4 x 1.000 Stck.	1 Karton	€ 71,00
	ab 2 Kartons	je Karton	€ 69,90

ab € 69,90



**M+W select** EINWEGSERVIETTENHALTER

Selbstklebender Einwegserviettenhalter aus weichem Kreppmaterial, das sich in beliebige Länge ziehen lässt, dadurch passend für Erwachsene und Kinder. Lästiges Aufbereiten der Serviettenhalter entfällt. Somit entsprechen Einwegserviettenhalter den aktuellen Hygieneempfehlungen.

200 516	250 Stck.	1 Pckg.	€ 11,50
---------	-----------	---------	---------



€ 11,50

**M+W select PROFESSIONAL TOWELS**

Patientenservietten bestehend aus einer Schicht Polyethylenfolie und spezieller Zellulose. Die hohe Grammaturlage für sehr gute Flüssigkeitsaufnahme und Wasserundurchlässigkeit gewährleistet einen sicheren Schutz. Maße 45 x 33 cm.

4 x 125 Stck.:			
085 500	weiß	1 Karton	€ 22,90
085 507	gelb	1 Karton	€ 22,90
085 504	grün	1 Karton	€ 22,90
085 503	orange	1 Karton	€ 22,90
085 506	rosa	1 Karton	€ 22,90
085 505	lila	1 Karton	€ 22,90
085 502	dunkelblau	1 Karton	€ 22,90
	ab 3 Kartons einer Farbe	je Karton	€ 21,90

ab € 21,90



**M+W select NORMTRAY-EINLAGEN**

Filterpapier für Trays, 18 x 28 cm.

250 Stck.:			
098 530	weiß	1 Pckg.	€ 4,99
098 507	grün	1 Pckg.	€ 4,99
098 508	blau	1 Pckg.	€ 4,99
098 512	gelb	1 Pckg.	€ 4,99
098 552	orange	1 Pckg.	€ 4,99
198 533	lila	1 Pckg.	€ 4,99
198 534	rosa	1 Pckg.	€ 4,99
300 585	fresh green	1 Pckg.	€ 4,99
300 586	capri blau	1 Pckg.	€ 4,99
300 587	fuchsia	1 Pckg.	€ 4,99
	ab 10 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 4,75
	ab 20 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 4,50
	ab 30 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 4,25

ab € 4,25



**M+W select SOFT TOWELS**

2-lagiger Patientenschutz aus einer extra weichen, hochsaugfähigen Papierlage + einer feuchtigkeitsundurchlässigen Lage PE-Folie (Safe Back), 37 x 33 cm.

500 Stck.:			
085 520	weiß	1 Karton	€ 18,95
085 521	gelb	1 Karton	€ 18,95
085 522	lila	1 Karton	€ 18,95
085 523	hellblau	1 Karton	€ 18,95
085 524	med. blau	1 Karton	€ 18,95
085 525	orange	1 Karton	€ 18,95
085 526	fresh green	1 Karton	€ 18,95
085 527	fuchsia	1 Karton	€ 18,95
	ab 3 Kartons einer Farbe	je Karton	€ 18,50

ab € 18,50



**M+W select SCHWEBETISCHAUFLAGEN**

Hochabsorbierende Zellstoffauflage für Instrumententische, 28 x 36 cm.

250 Stck.:			
500 535	weiß,	1 Pckg.	€ 11,70
500 540	gelb	1 Pckg.	€ 11,70
500 537	orange	1 Pckg.	€ 11,70
500 536	rosa	1 Pckg.	€ 11,70
500 538	lila	1 Pckg.	€ 11,70
500 542	med. blau	1 Pckg.	€ 11,70
500 543	hellblau	1 Pckg.	€ 11,70
500 539	grün	1 Pckg.	€ 11,70
500 541	freshgreen	1 Pckg.	€ 11,70
500 544	fuchsia	1 Pckg.	€ 11,70
	ab 3 Pckgn. einer Farbe	je Pckg.	€ 11,20

ab € 11,20



**M+W select** WATTEKÜGELCHEN

Hergestellt aus 100% Baumwolle, chlorfrei gebleicht, unsteril. Hygienische Aufbewahrung in stabiler Kunststoffdose mit Entnahmestern.

400 570	Größe 1, 3 mm, 2,5 g	1 Pckg.	€ 8,75
400 571	Größe 2, 4 mm, 4 g	1 Pckg.	€ 10,35
400 572	Größe 3, 5,5 mm, 4 g	1 Pckg.	€ 7,95
400 573	Größe 4, 7 mm, 10 g	1 Pckg.	€ 8,35



ab € 8,35

**M+W select** SCHAUMSTOFF-PELLETS

Als Medikamententräger.

000 521	Größe 1, Ø ca. 4 mm, 3.000 Stck.	1 Pckg.	€ 15,85
000 522	Größe 2, Ø ca. 5 mm, 1.000 Stck.	1 Pckg.	€ 12,75
000 523	Größe 3, Ø ca. 8 mm, 500 Stck.	1 Pckg.	€ 12,30
000 542	keilförmig, 8 x 6 mm, 500 Stck.	1 Pckg.	€ 12,30



ab € 12,30

**M+W select** WATTEROLLEN-SPENDER

Zur hygienischen Aufbewahrung und Entnahme von Watterollen. Innenmaße: B 43 x H 85 x T 95 mm.

063 513	weiß	1 Stck.	€ 14,40
063 531	gelb	1 Stck.	€ 14,40
063 532	blau	1 Stck.	€ 14,40



€ 14,40

**M+W select** WATTEROLLEN MIT ZELLSTOFF

Hochsaugfähige, fusselfreie Watterollen aus Baumwolle mit Viskosefasern. Durch die zusätzlichen Viskosefasern sind die Watterollen sehr formstabil. Die weiche Oberfläche aus reiner Baumwolle sorgt für erhöhten Patientenkomfort. Länge 38 mm, hygienisch im Polybeutel verpackt.

300 g:			
500 530	Größe 1, Ø 0,8 cm	1 Pckg.	€ 5,90
500 531	Größe 2, Ø 1,0 cm	1 Pckg.	€ 5,90
500 532	Größe 3, Ø 1,2 cm	1 Pckg.	€ 5,90
500 533	Größe 4, Ø 1,4 cm	1 Pckg.	€ 5,90
	ab 10 Pckgn. einer Größe	je Pckg.	€ 5,60
	ab 20 Pckgn. einer Größe	je Pckg.	€ 5,30



ab € 5,30


**M+W select** ZELLSTOFFTUPFER

4 x 5 cm, 2 Rollen = 1.000 Stck. Passend für Pur-Zellin-Box und Askina Brauncel Spender.

400 569	2 Rollen à 500 Stck.	1 Pckg.	€ 4,80
	ab 6 Pckgn. einer Größe	je Pckg.	€ 4,50
	ab 10 Pckgn. einer Größe	je Pckg.	€ 4,20



ab € 4,20



ab € 15,95

**M+W select** MULLTUPFER

Neue Mulltupfer aus 100% Baumwolle zur Wundversorgung, schnell saugend, fädchenfrei. Steril verpackt in umweltfreundlicher, stabiler Kartontage.

400 574	Erbse, 500 Stck.	1 Pckg.	€ 15,95
400 575	Haselnuss, 500 Stck.	1 Pckg.	€ 18,10
400 576	Walnuss, 500 Stck.	1 Pckg.	€ 25,25
400 577	Pflaume, 300 Stck.	1 Pckg.	€ 25,25
400 578	Hühnerei, 150 Stck.	1 Pckg.	€ 25,25

**M+W select** EINWEGFILTER

Einwegfilter für Separierautomatik und Selektivanlagen. Der Filter ist komplett aus Kunststoff mit engmaschiger und sehr guter Filterwirkung. Universell für Absauganlagen einsetzbar.

100 562	gelb, 12 Stck.	1 Pckg.	€ 20,90
	ab 3 Pckgn. einer Größe	je Pckg.	€ 19,90
	ab 5 Pckgn. einer Größe	je Pckg.	€ 18,95



ab € 18,95

€ 7,90



**M+W select** KÄLTEKOMPRESSEN

Sofort-Kältekompressen zur äußerlichen, einmaligen Anwendung. Durch kräftiges Drücken des Beutels und Schütteln wird die Kühlflüssigkeit aktiviert. Maße 15 x 17 cm.

100 695	10 Stck.	1 Pckg.	€ 7,90
---------	----------	---------	--------

**M+W select** MUNDSPIEGEL

Rostfrei.

12 Stck.:

084 601	Größe 4 hohl, Ø 2,0 cm	1 Pckg.	€ 11,90
084 602	Größe 5 hohl, Ø 2,3 cm	1 Pckg.	€ 11,90
084 604	Größe 4 plan, Ø 2,0 cm	1 Pckg.	€ 10,90
084 605	Größe 5 plan, Ø 2,3 cm	1 Pckg.	€ 10,90



ab € 10,90



€ 18,90

**M+W select** MUNDSPIEGEL RHODIUM FRONT

Rostfrei, Rhodium Front, geeignet für die Thermodesinfektion.

12 Stck.:

084 610	Größe 4 plan	1 Pckg.	€ 18,90
084 611	Größe 5 plan	1 Pckg.	€ 18,90

**M+W select** MUNDSPIEGEL EXTRA

Mit verstärkter reiner Silberauflage (Verspiegelung im Dreischichtverfahren bis zum äußersten Rand), galvanisch verkupfert, mit Spezialbrennlack versiegelt, dadurch brillantes, verzerrungsfreies Bild. Absolut dichte Fassung verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Spiegelinnere. Autoklavierbar, heißluftsterilisierbar. Bei sachgemäßer Behandlung sind mindestens 200 Sterilisationen möglich.

12 Stck.:

000 660	Größe 4 plan	1 Pckg.	€ 23,90
000 661	Größe 4 hohl	1 Pckg.	€ 23,90



€ 23,90



ab € 28,90

**M+W select** MUNDSPIEGEL EXTRA HAUCHFREI

Verarbeitung wie M+W Mundspiegel Extra, jedoch mit wärme-speichernder Einlage. Nach kurzem Aufwärmen bleibt der Spiegel längere Zeit klar.

12 Stck.:

000 662	Größe 4 plan	1 Pckg.	€ 28,90
000 663	Größe 4 hohl	1 Pckg.	€ 28,90



## MUNDSPIEGELGRIFFE

<b>081 626</b>	6-Kant, rostfreier Edelstahl, hohl (1.)	1 Stck.	<b>€ 3,30</b>
	ab 10 Stck.	je Stck.	<b>€ 3,00</b>
	ab 20 Stck.	je Stck.	<b>€ 2,65</b>
<b>040 640</b>	8-Kant, rostfrei, massiv (2.)	1 Stck.	<b>€ 2,80</b>
	ab 10 Stck.	je Stck.	<b>€ 2,55</b>
	ab 20 Stck.	je Stck.	<b>€ 2,30</b>
<b>000 677</b>	Fingerform, rostfrei, hohl (3.)	1 Stck.	<b>€ 9,60</b>
	ab 10 Stck.	je Stck.	<b>€ 9,10</b>
	ab 20 Stck.	je Stck.	<b>€ 8,60</b>
<b>000 680</b>	Universalgriff (ohne Einsätze) (4.)	1 Stck.	<b>€ 3,40</b>
	ab 10 Stck.	je Stck.	<b>€ 3,10</b>
	ab 20 Stck.	je Stck.	<b>€ 2,80</b>

ab € 2,30



## MUNDSPIEGELGRIFF COLOR

Der ergonomische und leichte Griff (7 g) aus farbbeständigem Kunststoff liegt gut in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Sterilisierbar bis 134 °C.

<b>181 610</b>	schwarz	1 Stck.	<b>€ 3,90</b>
<b>181 611</b>	blau	1 Stck.	<b>€ 3,90</b>
<b>181 612</b>	grün	1 Stck.	<b>€ 3,90</b>
<b>181 613</b>	rot	1 Stck.	<b>€ 3,90</b>
<b>181 614</b>	weiß	1 Stck.	<b>€ 3,90</b>
<b>181 615</b>	mint	1 Stck.	<b>€ 3,90</b>
<b>181 616</b>	rosa	1 Stck.	<b>€ 3,90</b>
<b>181 617</b>	flieder	1 Stck.	<b>€ 3,90</b>
	ab 10 Stck. einer Farbe	je Stck.	<b>€ 3,60</b>
	ab 20 Stck. einer Farbe	je Stck.	<b>€ 3,30</b>

ab € 3,30



## PINZETTEN

Aus rostfreiem Edelstahl mit geriefter Spitze, 1a-Qualität.

<b>Pinzette London College (1.):</b>			
<b>098 636</b>	15 cm, matt	1 Stck.	<b>€ 6,65</b>
<b>098 646</b>	15 cm, hochglanzpoliert	1 Stck.	<b>€ 6,65</b>
<b>Pinzette Meriam (2.):</b>			
<b>098 628</b>	15 cm, matt	1 Stck.	<b>€ 6,65</b>
<b>Pinzette Perry (3.):</b>			
<b>098 629</b>	13 cm, matt	1 Stck.	<b>€ 6,65</b>
	ab 10 Stck. einer Ausführung	je Stck.	<b>€ 6,30</b>
	ab 20 Stck. einer Ausführung	je Stck.	<b>€ 5,95</b>

ab € 5,95



## GREIFPINZETTE

Spezialpinzette zum sicheren Greifen von kleinen Instrumenten und Stiften. Rostfrei.

<b>010 602</b>	Greifpinzette	1 Stck.	<b>€ 13,50</b>
----------------	---------------	---------	----------------

€ 13,50



## PIN-PINZETTE

Mit geriefter Hohlkehle zum besseren Greifen von Pins, Papier- und Guttaperchaspitzen.

<b>000 616</b>	Pin-Pinzette	1 Stck.	<b>€ 18,90</b>
----------------	--------------	---------	----------------

€ 18,90



**M+W select** SONDENEINSÄTZE

Mit sehr feinen Arbeitsenden, für alle gängigen Sonden- bzw. Mundspiegelgriffe.

200 665	Fig. 23, 6 Stck. (1.)	1 Pckg.	€ 15,90
200 666	Fig. 9, 6 Stck. (2.)	1 Pckg.	€ 15,90
200 667	Fig. 8, 6 Stck. (3.)	1 Pckg.	€ 15,90
	ab 5 Pckgn. einer Ausführung	je Pckg.	€ 14,90



€ 14,90

**M+W select** ZAHNSONDEN

Mit Rundgriff, rostfrei.

075 690	Fig. 9, gerade (1.)	1 Stck.	€ 6,30
075 691	Fig. 23, Kuhhorn (2.)	1 Stck.	€ 6,30
075 692	Fig. 17, Häkchen (3.)	1 Stck.	€ 6,30
	ab 10 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 5,90
	ab 20 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 5,60



€ 5,60

**M+W select** ZAHNSONDEN SPEZIAL

Mit sehr feinem Arbeitsende und 8-Kantgriff, rostfrei.

100 675	Nr. 8, einendig (1.)	1 Stck.	€ 3,70
100 676	Nr. 9, einendig (2.)	1 Stck.	€ 3,70
100 677	Nr. 23, einendig (3.)	1 Stck.	€ 3,70
	ab 10 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 3,50
	ab 20 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 3,30



ab € 3,30

ab € 13,40



**M+W select** EXCAVATOREN

Rostfreier Edelstahl.

081 667	Gr. 1: 1,7/1,7 mm (1.)	1 Stck.	€ 13,95
081 668	Gr. 2: 2,1/2,1 mm (2.)	1 Stck.	€ 13,95
081 669	Gr. 3: 2,5/2,5 mm (3.)	1 Stck.	€ 13,95
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 13,40

**M+W select** EXCAVATOREN

Hohlgriff Ø 7 mm, Löffel-Ø 1,6/1,6 mm, rostfrei, sehr handlich.

000 674	Form 1 (1.)	1 Stck.	€ 12,50
000 675	Form 2 (2.)	1 Stck.	€ 12,50
000 676	Form 3 (3.)	1 Stck.	€ 12,50
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 11,70



ab € 11,70



ab € 8,90

**M+W select ANMISCHSPATEL**

Für Unterfüllungen (Dycal, Life, Kalsogen, Ledermix, usw.), rostfrei.

<b>081 645</b>	2,5/3 mm breit	1 Stck.	€ 9,50
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 9,20
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 8,90

**M+W select ANMISCHSPATEL EASY CLEAN**

Aus rostfreiem Edelstahl mit ergonomischem Griff. Dank der glatten Oberfläche lässt sich das Instrument einfach reinigen, der hohle 3-Finger-Form-Griff mit 8 mm Durchmesser sorgt für einen sicheren Halt.

<b>100 615</b>	4,5 mm breit (1.)	1 Stck.	€ 10,20
<b>100 616</b>	6,0 mm breit (2.)	1 Stck.	€ 10,20
<b>100 617</b>	7,5 mm breit (3.)	1 Stck.	€ 10,20
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 9,90
	ab 10 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 9,60



ab € 9,60



ab € 8,90

**M+W select HEIDEMANNSPATEL**

Rostfreier Edelstahl, hohler Rundgriff, 7 mm Ø, besonders leicht und flexibel.

<b>000 665</b>	2 mm breit (1.)	1 Stck.	€ 9,40
<b>000 666</b>	2,5 mm breit (2.)	1 Stck.	€ 9,40
<b>000 667</b>	3 mm breit (3.)	1 Stck.	€ 9,40
	ab 10 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 8,90

**M+W select HEIDEMANNSPATEL**

Rostfrei.

<b>081 619</b>	Nr. 19, 2,0 mm (1.)	1 Stck.	€ 8,95
<b>081 620</b>	Nr. 20, 2,5 mm (2.)	1 Stck.	€ 8,95
<b>081 621</b>	Nr. 21, 3,0 mm (3.)	1 Stck.	€ 8,95
	ab 10 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 8,35



ab € 8,35

**M+W select ZEMENTSPATEL**

Rostfrei, doppelendig.

<b>081 642</b>	schmal, 5 mm (1.)	1 Stck.	€ 9,20
<b>081 643</b>	mittel, 6 mm (2.)	1 Stck.	€ 9,20
<b>081 644</b>	breit, 7 mm, doppelendig (3.)	1 Stck.	€ 9,20
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 8,90
	ab 10 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 8,60



ab € 8,60

**M+W select** APPLIKATIONSINSTRUMENT

Für Dycal und andere Calciumhydroxidpräparate.

<b>081 658</b>	1,5 mm/2,0 mm	1 Stck.	€ 9,95
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 9,50

ab € 9,50



**M+W select** CAVITENTFERNER

Rostfreier Edelstahl. Instrument zum einfachen Entfernen von provisorischen Füllungsmaterialien.

<b>081 657</b>	doppelendig	1 Stck.	€ 9,95
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 9,50

ab € 9,50



**M+W select** FÜLLUNGSINSTRUMENTE

Rostfreier Edelstahl, Qualitätsinstrumente.

<b>181 600</b>	Kugel/Kugel, 1,0 mm/1,3 mm (1.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>181 601</b>	Kugel/Kugel, 1,4 mm/1,8 mm (2.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>181 602</b>	Kugel/Kugel, 1,9 mm/2,3 mm (3.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>181 603</b>	Kugel/Kugel, 2,5 mm/3,0 mm (4.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>081 608</b>	Kugel/Kugel, 1,0 mm/1,4 mm (5.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>081 609</b>	Kugel/Kugel, 2,2 mm/3,0 mm (6.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>081 610</b>	Kugel/Kugel, 4,5 mm/3,5 mm (7.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>081 611</b>	birnenförmig, 1,0 mm/1,5 mm (8.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>081 612</b>	birnenförmig, 1,5 mm/1,8 mm (9.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>081 613</b>	birnenförmig, 1,9 mm/2,3 mm (10.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>181 604</b>	plan/plan, 1,0 mm/1,2 mm (11.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>181 605</b>	plan/plan, 1,4 mm/1,6 mm (12.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>181 606</b>	plan/plan, 1,7 mm/1,9 mm (13.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>081 607</b>	Kugel/Spatel, 1,9 mm/2,5 mm (14.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>081 601</b>	Spatel/Spatel, 1,6 mm/1,6 mm (15.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>081 603</b>	Spatel/Spatel, 1,6 mm/2,0 mm (16.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>181 607</b>	Spatel/Spatel, 2,0 mm/2,0 mm (17.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>081 602</b>	Spatel/Spatel, 2,4 mm/2,4 mm (18.)	1 Stck.	€ 9,50
<b>181 608</b>	Spatel/Spatel, 2,5 mm/2,5 mm (19.)	1 Stck.	€ 9,50
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 8,95

ab € 8,95



**M+W select PREMIUM PARODONTOMETER**

Parodontometer mit Titan-Arbeitsspitze und Zirkon-Nitrid-Beschichtung für höchste Ansprüche. Das spezielle Griffdesign vereint die Vorteile der einfachen Reinigung und Sterilisation mit einer perfekten Haptik. Die besondere Griffoberfläche bietet sicheren Halt und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Die Farbmarkierung ist kontraststark für noch bessere Lesbarkeit und ist äußerst beständig. Durch Titan auch für die Verwendung mit Implantaten geeignet. Made in Germany.

300 635	CP12 (3-6-9-12 mm) (1.)	1 Stck.	€ 33,90
300 636	CP15 (1 bis 15 mm) (2.)	1 Stck.	€ 33,90
300 637	CP11,5 WHO mit Kugelspitze (3,5-5,5-8,5-11,5 mm) (3.)	1 Stck.	€ 33,90
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 32,50

**M+W select PARODONTOMETER**

Mit Farbmarkierung.

040 672	CP 11,5 WHO mit Kugelspitze, geeignet zum Erstellen des PS-Index (3,5-5,5-8,5-11,5 mm) (1.)	1 Stck.	€ 15,50
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 14,50
140 620	O.M.S. mit Kugelspitze (3-6-9-12 mm) (2.)	1 Stck.	€ 17,95
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 16,95
040 673	CP 12 (3-6-9-12 mm) (3.)	1 Stck.	€ 15,50
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 14,50
140 621	CP 15 (1 bis 15 mm) (4.)	1 Stck.	€ 17,95
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 16,95
140 622	CP 18 (3-5-8-10 mm) (5.)	1 Stck.	€ 17,95
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 16,95



**M+W select HOHLMEISSELZANGEN**

Nach Luer Friedmann, zum Brechen von scharfen Knochenkanten bei offenen Kürettagen. Mikro Friedmann zierlich, geeignet für die Glättung des parodontalen Knochens. Mikro Friedmann gebogen, universell für Ober- und Unterkiefer einsetzbar, die feine Spitze (1,6 mm breit) eignet sich für tiefe Arbeiten an Alveolarknochen.

081 649	Luer-Friedmann, 14 cm (1.)	1 Stck.	€ 87,90
040 680	Mikro-Friedmann, zierlich (2.)	1 Stck.	€ 109,00
040 690	Mikro-Friedmann, gebogen (3.)	1 Stck.	€ 115,90



1 € 53,90

2 € 59,90

**M+W select** PA-SCHEREN

»Super-Cut«. Mit Hartmetalleinlage und Mikroschliff. Der Mikroschliff verhindert das Weggleiten vom Gewebe beim Schneiden.

040 678	G-Fox, gebogen, 13 cm (1.)	1 Stck.	€ 53,90
040 679	La Grange, 11,5 cm (2.)	1 Stck.	€ 59,90

**M+W select** PA-SCHEREN IRIS

Extra scharfe Scheren mit Mikroschliff aus hochwertigem Stahl für sehr hohe Elastizität, Zähigkeit und hohe Bruchsicherheit. Rostsicher, antimagnetisch und beständig gegen alle Desinfektionsmitteln und Säuren, die in der Zahnarztpraxis vorkommen.

040 697	Iris, gerade, 10,5 cm (1.)	1 Stck.	€ 43,50
040 677	Iris, gebogen, 10,5 cm (2.)	1 Stck.	€ 43,50



1 € 43,50

2



€ 42,90

**M+W select** ZAHNFLEISCH-SCHERE

Rostfrei. Feine Zackung verhindert ein Weggleiten des Zahnfleisches.

**Gingiva-Schere n. La Grange:**

040 650	doppelt gebogen, 11,5 cm	1 Stck.	€ 42,90
---------	--------------------------	---------	---------

**M+W select** MICRO SCHERE CASTROVIEJO

Gebogen und rostfrei.

140 600	Rundgriff, 15 cm	1 Stck.	€ 139,50
---------	------------------	---------	----------



€ 139,50

**M+W select ZAHNREINIGUNGSINSTRUMENTE**

Jaquette, einendig, rostfrei.

081 651	Form Nr. 1 (1.)	1 Stck.	€ 13,50
081 652	Form Nr. 2 (2.)	1 Stck.	€ 13,50
081 654	Form Nr. 4 (3.)	1 Stck.	€ 13,50
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck	€ 12,50



ab € 12,50



ab € 34,90

**M+W select PREMIUM SCALER**

Die besondere Griffoberfläche bietet sicheren Halt auf Zug als auch auf Druck und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der verwendete Hochleistungskunststoff PEEK zeichnet sich besonders durch seine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und Desinfektionslösungen aus. PEEK ist hochtemperaturbeständig und kann bei 134°C sterilisiert werden. Die Arbeitssenden haben einen sehr guten Schliff für einen guten und gleichmäßigen Abtrag. Made in Germany.

300 630	204S	1 Stck.	€ 36,90
300 631	204SD	1 Stck.	€ 36,90
300 632	H6/H7	1 Stck.	€ 36,90
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck	€ 34,90

**M+W select SCALER**

Instrumente zum Entfernen von subgingivalem Zahnstein und Konkrementen sowie zur Glättung der Wurzeloberfläche. Die sichelförmigen Scaler haben je Arbeitssende zwei schneidende Kanten, die am Ende zu einer Spitze auslaufen.

500 610	204 (1.)	1 Stck.	€ 22,50
500 611	204 S (2.)	1 Stck.	€ 22,50
500 612	204 SD (3.)	1 Stck.	€ 22,50
500 613	H6/H7 – doppelt gebogen (4.) Die leichte Abwinkelung der Arbeitssenden erleichtert den Zugang zu allen mesialen und distalen Flächen	1 Stck.	€ 22,50
500 614	CI 2/3 (5.)	1 Stck.	€ 22,50
500 615	Taylor T 2/3 (6.)	1 Stck.	€ 22,50
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck	€ 21,50



ab € 21,50

€ 33,90



**M+W select TITAN-SCALER**


Zum Reinigen von Implantaten. Arbeitsspitzen aus Titan, Rundgriff aus Edelstahl.

498 697	204 SD (1.)	1 Stck.	€ 33,90
498 698	Fig. H6/H7 (2.)	1 Stck.	€ 33,90

**M+W select** PREMIUM GRACEY KÜRETZEN

Die besondere Griffoberfläche bietet sicheren Halt auf Zug als auch auf Druck und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der verwendete Hochleistungskunststoff PEEK zeichnet sich besonders durch seine ausgezeichnete Beständigkeit gegen über Reinigung- und Desinfektionslösungen aus. PEEK ist hochtemperaturbeständig und kann bei 134 °C sterilisiert werden. Die verschieden farbige Einfärbung der Griffe macht eine einfache Unterscheidung möglich, keine Verwechslungsgefahr zwischen den einzelnen Formen. Die Arbeitenden haben einen sehr guten Schliff für einen guten und gleichmäßigen Abtrag. Made in Germany.

300 622	1/2 gelb (1.)	1 Stck.	€ 37,50
300 623	3/4 rot (2.)	1 Stck.	€ 37,50
300 624	5/6 blau (3.)	1 Stck.	€ 37,50
300 625	7/8 grün (4.)	1 Stck.	€ 37,50
300 626	9/10 beige (ohne Abb.)	1 Stck.	€ 37,50
300 627	11/12 schwarz (5.)	1 Stck.	€ 37,50
300 628	13/14 braun (6.)	1 Stck.	€ 37,50
300 629	15/16 violett (7.)	1 Stck.	€ 37,50



**M+W select** COLOR PA-KÜRETZEN NACH GRACEY

Die Instrumente haben eine bis 180°C hitzebeständige Farbmarkierung zur schnellen Identifikation der jeweiligen Figur. Sind aus speziellem, hochlegiertem, rost sicherem Edelstahl gefertigt und werden in einem zusätzlichen Verfahren gehärtet. Sie zeichnen sich durch Bruchsicherheit, federharter Elastizität und hohe Korrosionsbeständigkeit aus. Außerdem sind sie gut ausbalanciert und liegen optimal in der Hand.

140 610	1/2, gelb (1.) für den Frontzahnbereich (kurz)	1 Stck.	€ 27,90
140 611	3/4, rot (2.) für den Frontzahnbereich (Kontrawinkel, kurz)	1 Stck.	€ 27,90
140 612	5/6, blau (3.) für den Seitenzahnbereich (mittel) – Schaft und Schneide sind leicht abgewinkelt	1 Stck.	€ 27,90
140 613	7/8, grün (4.) für den Seitenzahnbereich (Kontrawinkel, mittel) – für bukkale und linguale Flächen	1 Stck.	€ 27,90
140 614	9/10, weiß (5.) für Molaren (Kontrawinkel, lang) – Schaft und Schneide abgewinkelt für schlecht zugängliche Wurzeloberflächen	1 Stck.	€ 27,90
140 615	11/12, schwarz (6.) für die mesiolingualen und mesiobukkale Bereiche des Seitenzahngebietes	1 Stck.	€ 27,90
140 616	13/14, braun (7.) für die distalen Flächen aller Molaren	1 Stck.	€ 27,90
140 617	15/16, violett (8.) für die mesialen Flächen aller Molaren	1 Stck.	€ 27,90



## PARODONTAL-KÜRETZEN NACH GRACEY

Küretzen nach Gracey sind für subgingivales Scaling und Root Planing der Wurzeloberflächenform in den verschiedenen Quadranten angepasst und ermöglichen so ein exaktes Arbeiten.

<b>500 600</b>	1/2 (1.) für den Frontzahnbereich (kurz)	1 Stck.	<b>€ 22,50</b>
<b>500 601</b>	3/4 (2.) für den Frontzahnbereich (Kontrawinkel, kurz)	1 Stck.	<b>€ 22,50</b>
<b>500 602</b>	5/6 (3.) für den Seitenzahnbereich (mittel) – Schaft und Schneide sind leicht abgewinkelt	1 Stck.	<b>€ 22,50</b>
<b>500 603</b>	7/8 (4.) für den Seitenzahnbereich (Kontrawinkel, mittel) – für bukkale und linguale Flächen	1 Stck.	<b>€ 22,50</b>
<b>500 604</b>	9/10 (5.) für Molaren (Kontrawinkel, lang) – Schaft und Schneide abgewinkelt für schlecht zugängliche Wurzeloberflächen	1 Stck.	<b>€ 22,50</b>
<b>500 605</b>	11/12 (6.) für die mesiolingualen und mesiobukkalen Bereiche des Seitenzahngebietes	1 Stck.	<b>€ 22,50</b>
<b>500 606</b>	13/14 (7.) für die distalen Flächen aller Molaren	1 Stck.	<b>€ 22,50</b>
<b>500 607</b>	15/16 (8.) für die mesialen Flächen aller Molaren	1 Stck.	<b>€ 22,50</b>



**€ 22,50**



**€ 22,50**



## COLUMBIA-UNIVERSITY KÜRETZEN

Die Universal-Küretzen sind für alle Quadranten geeignet.

<b>040 660</b>	COL 2L/2R (1.) für den Frontzahnbereich	1 Stck.	<b>€ 22,50</b>
<b>040 661</b>	COL 4L/4R (2.) für den Seitenzahnbereich	1 Stck.	<b>€ 22,50</b>
<b>040 662</b>	COL 13/14 (3.) für alle Seitenzähne, auch für Frontzähne verwendbar	1 Stck.	<b>€ 22,50</b>



**€ 22,50**



## KÜRETZEN NACH LANGER

Diese beidseitig scharfen Küretzen sind so gearbeitet, dass sowohl die mesialen als auch die distalen Wurzeloberflächen ohne Wechsel des Instrumentes behandelt werden können.

<b>040 663</b>	LA 1/2 (1.)	1 Stck.	<b>€ 22,50</b>
<b>040 664</b>	LA 3/4 (2.)	1 Stck.	<b>€ 22,50</b>
<b>040 665</b>	LA 5/6 (3.)	1 Stck.	<b>€ 22,50</b>



**€ 33,90**



## TITAN-KÜRETZEN LANGER

Zum Reinigen von Implantaten. Arbeitsspitzen aus Titan, Rundgriff aus Edelstahl.

<b>498 694</b>	Langer Fig. 1/2 (1.)	1 Stck.	<b>€ 33,90</b>
<b>498 695</b>	Langer Fig. 3/4 (2.)	1 Stck.	<b>€ 33,90</b>
<b>498 696</b>	Langer Fig. 5/6 (3.)	1 Stck.	<b>€ 33,90</b>

**M+W select** ZAHNZANGEN

**Kinderzange Standard:** Mit Karogriff, zierliche Ausführung.  
**Standard-Zange:** Normale Größe mit Karogriff und Randzahnung (außer bei Kinderzangen). Die Abbildungen zeigen die Randzahnung allerdings nicht.  
**Tiefgreifende Standard-Zange:** Mit Karogriff und Randzahnung.  
**Büchs/Haftprofil-Zange:** Karo-Griff, Zangenmaul innen längs- und querverrifelt, Rand gezahnt, bessere Friktion am Zahn. Karo-Griffe sind gut geeignet für das Arbeiten mit Handschuhen.

Form	je 1 Stck.
Kinderzange Standard	€ 66,90
Standard-Zange	€ 60,50
Tiefgreifende Standard-Zange	€ 60,50
Büchs-Haftprofilzange	€ 62,90

**ab € 60,50**

1 K III-I   I-III  (Kinderzange) Standard <b>040 600</b>	2 K V-IV   IV-V  (Kinderzange) Standard <b>040 601</b>	4 K V-IV   IV-V  (Kinderzange) Standard <b>040 602</b>	5 K III-I   I-III  (Kinderzange) Standard <b>040 603</b>	
1 3-1   1-3  Standard <b>040 605</b> Büchs <b>081 631</b>	2 3-1   1-3  Standard <b>040 606</b>	7 5-4   4-5  Standard <b>040 607</b> Büchs <b>081 633</b>	13 5-1   1-5  Standard <b>040 615</b> Büchs <b>081 638</b>	17 7-6    Standard <b>040 608</b> Büchs <b>081 634</b>
18   6-7  Standard <b>040 609</b> Büchs <b>081 635</b>	22 7-6   6-7  Standard <b>040 616</b> Büchs <b>081 639</b>	33 5-1   1-5 W  Standard <b>040 617</b> Büchs <b>081 640</b>	34 N 2-1   1-2  Tiefgreifend <b>040 622</b>	35 N 5-4   4-5  Tiefgreifend <b>040 631</b>
36 N 5-1   1-5  Tiefgreifend <b>040 628</b>	46 5-1   1-5 W  Standard <b>040 613</b>	46 L 6-3   3-6 W  Tiefgreifend <b>040 629</b>	49 3-1   1-3 W  Standard <b>040 620</b>	
51 8-3   3-8 W  Standard <b>040 610</b> Büchs <b>081 636</b>	51 A 5-3   3-5 W  Standard <b>040 611</b>	51 L 6-3   3-6 W  Tiefgreifend <b>040 624</b>	67 8   8  Standard <b>040 612</b> Büchs <b>081 637</b>	67 N 7-6   6-7  Tiefgreifend <b>040 632</b>
73 7-6   6-7  Standard <b>040 614</b>	79 8   8  Standard <b>040 618</b> Büchs <b>081 641</b>	79 N 8   8  Tiefgreifend <b>040 633</b>	251 5-3   3-5 W  Tiefgreifend <b>040 634</b>	

**M+W select** ISOLIERSPRAY

Universelles Isoliermittel (Wachs/Gips, Wachs/Wachs, Wachs/Kunststoff, Wachs/Keramik). Keine aufragende Zwischenschicht. Es ist zusätzlich hilfreich zur Pflege von Trimmern, Vibratoren, Küvetten und Artikulatoren oder zum Schmieren von Gelenken verschiedener Zangen. Einfaches Einsprühen verhindert das Anhaften von Gips. Das Einsprühen von Muffelformern aus Kunststoff schützt vor aggressiven Einbettmassen. Es ist äußerst ergiebig und auch punktuell einsetzbar. FCKW-frei!

**ab € 9,70**

000 902	400 ml	1 Dose	€ 10,20
	ab 5 Dosen	je Dose	€ 9,70



**M+W select WURZELHEBER N. HEIDBRINK**

Rostfrei, mit geschliffener Spitze.

040 645	Fig. 1, gerade (1.)	1 Stck.	€ 28,90
040 646	Fig. 2, rechts (2.)	1 Stck.	€ 28,90
040 647	Fig. 3, links (3.)	1 Stck.	€ 28,90

€ 28,90



**M+W select WURZELHEBER**

Funktionsende über die Fläche gebogen, rostfrei.

081 685	2 mm (ohne Abb.)	1 Stck.	€ 29,90
081 686	3 mm (1.)	1 Stck.	€ 29,90

€ 29,90



**M+W select WURZELHEBER BEIN**

Rostfrei.

081 675	Größe 1, 2 mm (1.)	1 Stck.	€ 25,90
081 676	Größe 2, 3 mm (2.)	1 Stck.	€ 25,90
081 677	Größe 3, 4 mm (ohne Abb.)	1 Stck.	€ 25,90

€ 25,90



€ 27,90

**M+W select WURZELHEBER FLOHR**

Rostfrei.

081 680	abgewinkelt links (1.)	1 Stck.	€ 27,90
081 681	abgewinkelt rechts (2.)	1 Stck.	€ 27,90

€ 49,90



**M+W select KRALLENHEBER**

Pistolenhäkchen:

081 694	links disto-mesial (1.)	1 Stck.	€ 49,90
081 695	rechts disto-mesial (2.)	1 Stck.	€ 49,90

**M+W select** WURZELSPITTERZANGE

Mit grazilen Arbeitsenden für tiefsitzende Wurzelreste, mit Randzahnung.

198 616 für Oberkiefer (1.)	1 Stck.	€ 93,90
198 617 für Unterkiefer (2.)	1 Stck.	€ 93,90



**M+W select** KRONENENTFERNER

Kronenheber für noch einfachere Entfernung von zementiertem Zahnersatz. Kein Verkanten mehr, durch das schmale Ende greift der Hebel perfekt in die Trennungsnaht der Krone, die Kronen lassen sich dadurch besser aufbiegen.

300 620 vertikal (1.)	1 Stck.	€ 57,90
300 621 horizontal (2.)	1 Stck.	€ 57,90

**M+W select** WURZELSPITTERHEBER

Graziles Instrument zur Entfernung von Wurzelsplitterresten, leichter ergonomischer Hohlgriff, doppelendig.

198 620 Wurzelsplitterheber, doppelendig	1 Stck.	€ 39,90
------------------------------------------	---------	---------



**M+W select** KRONENABNEHMEHILFE

Stabiles Instrument aus rostfreiem Stahl mit 2 Funktionsenden, die in den Spalt der aufgeschnittenen Krone greifen und diese durch Abwinkeln mühelos aufbiegen.

081 683 Kronenabnehmehilfe	1 Stck.	€ 51,90
----------------------------	---------	---------

**M+W select** KRONENENTFERNUNGSZANGE

Zange mit Rückholfeder zum Entfernen von Kronen. Kunststoffbacken auswechselbar.

300 640 Kronenentfernungszange	1 Stck.	€ 91,00
300 641 Kunststoffbacken, Paar	1 Pckg.	€ 10,50




**M+W select PERIOTOME**

Zum Ablösen der marginalen Gingiva und der desmodontalen Fasern, für eine schonende Extraktion. Die Periotom-Einsätze haben einen glatten Schaft und werden im Halter fixiert.

498 687	Nr. 6680 gerade, 1,6 mm (1.)	1 Stck.	€ 11,70
498 688	Nr. 6681 gerade, 2,5 mm (2.)	1 Stck.	€ 11,70
498 689	Nr. 6682 gebogen, 1,6 mm (3.)	1 Stck.	€ 11,70
498 690	Nr. 7183 gebogen, 2,5 mm (4.)	1 Stck.	€ 11,70
498 691	Nr. 7184 gewinkelt, 1,6 mm (5.)	1 Stck.	€ 11,70
498 692	Nr. 7185 gewinkelt, 2,5 mm (6.)	1 Stck.	€ 11,70
498 693	Halter für Periotom Nr. 6748 (7.)	1 Stck.	€ 53,50



€ 11,70



**M+W select PERIOTOME DOPPELENDIG**

Doppelseitige Periotome zur schonenden Ablösung der marginalen Gingiva und der desmodontalen Fasern. Durch das spezielle Griffdesign liegt das Instrument angenehm und sicher in der Hand sowohl auf Zug als auch auf Druck.

198 622	Periotom gewinkelt 2,5 mm / Löffel Hemingway	1 Stck.	€ 34,90
198 623	Periotom gerade 2,5 mm / seitlich gewinkelt 2,5 mm	1 Stck.	€ 34,90

**M+W select ANATOMISCHE/CHIRURGISCHE PINZETTE**

1a-Qualität.

<b>Anatom. Pinzette (1.):</b>			
14 cm, gerade,			
098 618	Funktionsende 2 mm	1 Stck.	€ 8,25
<b>Chirurg. Pinzette (2.):</b>			
14 cm, gerade,			
098 619	Funktionsende 2 mm	1 Stck.	€ 9,85



ab € 8,25



€ 54,90



**M+W select ATRAUMATISCHE PINZETTEN**

Für chirurgo-parodontale Eingriffe. Mikrogezahnte Greifflächen erlauben das sichere Fassen auch kleinster Gewebeteile.

040 681	De Bakey, gerade	1 Stck.	€ 54,90
040 682	De Bakey, gebogen	1 Stck.	€ 54,90

**M+W select** NADELHALTER MATHIEU

081 660	14 cm, 1a-Qualität	1 Stck.	€ 61,90
081 661	17 cm, 1a-Qualität	1 Stck.	€ 69,50
081 662	14 cm, mit Hartmetallspitzen	1 Stck.	€ 81,90
081 663	17 cm, mit Hartmetallspitzen	1 Stck.	€ 88,50



ab € 61,90



€ 82,90

**M+W select** NADELHALTER LANGENBECK

040 639	18 cm, ohne Sperre, mit Hartmetallspitzen	1 Stck.	€ 82,90
---------	-------------------------------------------	---------	---------

**M+W select** NADELHALTER CASTROVIEJO

Mit Hartmetalleinsätzen (können ausgetauscht werden), für feine Nadeln.

040 696	gerade, rostfrei, 14 cm (1.)	1 Stck.	€ 169,00
	gerade, rostfrei, Rundgriff,		
140 601	Innenfeder, 12,5 cm (2.)	1 Stck.	€ 182,50
	gerade, rostfrei, Rundgriff,		
040 698	Innenfeder, 16 cm (ohne Abb.)	1 Stck.	€ 199,00



ab € 169,-



€ 142,90

**M+W select** NADELHALTER LICHTENBERG

Die sehr schmal gearbeiteten Funktionsenden halten auch stark gekrümmte Nadeln fest und sicher, ohne sie zu traumatisieren.

040 685	17 cm, mit Hartmetalleinsätzen	1 Stck.	€ 142,90
---------	--------------------------------	---------	----------

**M+W select RASPATORIEN**

Für die chirurgische Parodontologie.

040 683 P 24 (1.)	1 Stck.	€ 36,90
040 684 Molt M 9 (2.)	1 Stck.	€ 38,90



ab € 36,90

€ 20,90



**M+W select SCHARFER LÖFFEL NACH HEMINGWAY**

Mit 8-Kant-Griff, breit, doppelseitig.

081 673 Gr. 1, 1,8 mm (1.)	1 Stck.	€ 20,90
081 674 Gr. 2, 2,3 mm (ohne Abb.)	1 Stck.	€ 20,90
081 666 Gr. 3, 2,8 mm (ohne Abb.)	1 Stck.	€ 20,90

**M+W select SCHARFER LÖFFEL NACH HEMINGWAY**


Hohlgriff Ø 7 mm, Rundgriff, rostfrei, sehr handlich, doppelseitig.

000 672 Löffel Ø 2,5/2,5 mm (1.)	1 Stck.	€ 14,90
000 673 Löffel Ø 3,5/3,5 mm (2.)	1 Stck.	€ 14,90



€ 14,90

€ 28,90



**M+W select SCHARFER LÖFFEL NACH WILLIGER**

Gerade, doppelseitig.

081 684 Gr. 00/0 (1.)	1 Stck.	€ 28,90
081 687 Gr. 0/1 (2.)	1 Stck.	€ 28,90

**M+W select SCHARFER LÖFFEL NACH LUCAS**

Zur Entfernung von Granulationsgewebe.

040 674 Lucas 85, 2,5 mm	1 Stck.	€ 34,90
--------------------------	---------	---------



€ 34,90

**M+W select** TAMPONSTOPFER LUNIATSCHEK

Mit Hartmetalleinsätzen (können ausgetauscht werden), für feine Nadeln.

081 671 Tamponstopfer Luniatschek 1 Stck. € 8,50

€ 8,50



ab € 42,90



**M+W select** WUNDHAKEN

Mit Hartmetalleinsätzen (können ausgetauscht werden), für feine Nadeln.

**Middeldorpf:**

081 672 Funktionsende 26 x 22 mm (1.) 1 Stck. € 44,90

**Langenbeck:**

081 650 Funktionsende 50 x 11 mm (2.) 1 Stck. € 42,90

081 678 Funktionsende 40 x 11 mm (3.) 1 Stck. € 42,90

081 691 Funktionsende 30 x 11 mm (4.) 1 Stck. € 42,90

**M+W select** RETRAKTOR

Der Retraktor ist eine Kombination aus Vestibulumhaken und Sternberg Abhalter. Das Vestibulum Ende wird verwendet, um den gesamten Lippenbereich abzuhalten und dadurch eine optimale Sicht auf das Operationsfeld zu gewährleisten. Das Sternberg Ende hält den Mundwinkel ab.

140 676 Retraktor 1 Stck. € 79,90

€ 79,90



NEU

1

€ 5,90

**M+W select** SKALPELLGRIFF

Die besondere Griffoberfläche bietet sicheren Halt und lässt sich optimal reinigen.

200 669 Skalpellgriff Nr. 3 (1.) **NEU** 1 Stck. € 5,90

140 625 Skalpellgriff (2.) 1 Stck. € 32,90

2

€ 32,90



**M+W select** TUCHKLEMME N. JONES

Länge 9 cm.

040 686 Tuchklemme n. Jones 1 Stck. € 17,50

€ 17,50



**M+W select KNOCHENMÜHLE**

Mit auswechselbarer Titan-Zahnung zur Gewinnung von feinporigem autologem Knochen. 16 mm Durchmesser.

140 630 Knochenmühle 1 Stck. € 347,00



€ 347,-



€ 41,90

**M+W select MISCHDOSE**

Zur Mischung von autologem und heterologem Knochenmaterial.

140 631 Mischdose 1 Stck. € 41,90

**M+W select MESSZIRKEL CASTROVIEJO**

Zur Abstandsmessung von natürlichen Zähnen und für die Positionierung von Implantaten.

140 632 9 cm, gerade 1 Stck. € 224,00

€ 224,-



€ 222,-

**M+W select IMPLANTAT-MESSZANGE**

Zur Kieferkambreitenmessung, Skala beidseitig.

140 633 Implantat-Messzange 1 Stck. € 222,00



**M+W select HAUTSTANZE KEYES**

Vor der Implantatinserion oder zur Freilegung von Implantaten für den posterioren Bereich. 10 cm, 90° gebogen.

140 634 Ø 3 mm 1 Stck. € 36,90

140 635 Ø 6 mm 1 Stck. € 36,90



€ 36,90

**M+W select** HAMMER

Mit auswechselbaren Kunststoffbacken, 300 g, Ø 25 mm, 17 cm.

498 699 Hammer MEAD 1 Stck. € 83,90

€ 83,90



€ 67,90



**M+W select** FLACHMEISSEL

Knochenmeißel, 17,5 cm.

für präimplantologische Eingriffe:

140 636	gerade, 4 mm (1.)	1 Stck.	€ 67,90
140 637	gerade, 6 mm (ohne Abb.)	1 Stck.	€ 67,90

für präimplantologische Eingriffe an vestibulären Flächen:

140 638	gebogen, 4 mm (2.)	1 Stck.	€ 67,90
---------	--------------------	---------	---------

**M+W select** KNOCHENSPRITZE

Zur Applikation von Knochenersatzmaterialien – sowohl aus körpereigenen Knochenespänen als auch aus synthetischen Materialien.

140 640 Ø 25 mm 1 Stck. € 93,60

€ 93,60



ab € 49,90



**M+W select** OSTEOTOME

Für schonendes Anheben der Schneider'schen Membran beim Sinus-Lift.

konvex:

140 642	Ø 2,8 mm	1 Stck.	€ 49,90
140 643	Ø 3,1 mm	1 Stck.	€ 49,90
140 644	Ø 3,5 mm	1 Stck.	€ 49,90
140 645	Ø 3,8 mm	1 Stck.	€ 49,90
140 646	Ø 4,1 mm	1 Stck.	€ 49,90

konvex mit Stopp:

140 647	Ø 3,25 mm, einstellbare Länge für den Sinus-Lift, besonders im Molarenbereich	1 Stck.	€ 57,90
---------	-------------------------------------------------------------------------------	---------	---------

**M+W select** SINUS-LIFT ELEVATOREN

**Elevator 01:**

schmal, zum Ablösen der Schneider'schen Membran an der Knochenrinde (1.)

140 651 1 Stck. € 42,90

**Elevator 02:**

zum Ablösen der Membran im oberen und hinteren Anteil der Kieferhöhlenwand (2.)

140 652 1 Stck. € 42,90

**Elevator 03:**

zum Ablösen der unteren Membran, speziell im kausalen Bereich (3.)

140 653 1 Stck. € 42,90



€ 42,90

**M+W select SINUS-LIFT INSTRUMENTE**

Raspatorien mit Hohlgriff.

<b>Speziell für Weichgewebe:</b>		
140 648	B1 (1.)	1 Stck. € 33,90
<b>Speziell für Weichgewebe, mit größerer Arbeitsfläche:</b>		
140 649	B2 (2.)	1 Stck. € 33,90
140 650	B3 (3.)	1 Stck. € 33,90
<b>Zum Ablösen der Membran initial:</b>		
140 654	H01 (4.)	1 Stck. € 47,90
140 655	H02 (5.)	1 Stck. € 47,90
<b>Zum Ablösen der Membran im posterioren Bereich:</b>		
140 656	K03 (6.)	1 Stck. € 47,90
140 657	K04 (7.)	1 Stck. € 47,90
<b>Zum Ablösen der Membran in Richtung des Kieferhöhlendaches:</b>		
140 658	K78 (8.)	1 Stck. € 33,90
140 659	K77 (9.)	1 Stck. € 33,90

ab € 33,90



**M+W select KNOCHENSPREIZER**

Mit Farbmarkierung und Tiefengraduierung 3-6-9-12.

<b>gerade:</b>		
140 661	Fig. 1, 2,2 mm-grün (1.)	1 Stck. € 53,90
140 662	Fig. 2, 2,8 mm-blau (2.)	1 Stck. € 53,90
140 663	Fig. 3, 3,4 mm-rot (3.)	1 Stck. € 53,90
140 664	Fig. 4, 4,0 mm-schwarz (4.)	1 Stck. € 53,90
<b>bajonett:</b>		
140 665	Fig. 1, 2,2 mm-grün (5.)	1 Stck. € 61,90
140 666	Fig. 2, 2,8 mm-blau (6.)	1 Stck. € 61,90
140 667	Fig. 3, 3,4 mm-rot (7.)	1 Stck. € 61,90
140 668	Fig. 4, 4,0 mm-schwarz (8.)	1 Stck. € 61,90



ab € 53,90

**M+W select KNOCHENSCHABER**

Knochenschaber nach Dr. Bernard Guillaume. Der Griff liegt perfekt in der Hand und gewährleistet sichere Abstützung und Führung des Instruments. Der verkürzte geschwungene Schaft ist ideal auf das Arbeiten am Kiefer abgestimmt. Mit Farbmarkierung und Tiefengraduierung 3-6-9-12.

040 693	Knochenschaber	1 Stck. € 119,00
---------	----------------	------------------



€ 119,-



DESINFEKTIONSMITTEL auf einen Blick:

	Reinigung	Desinfektion	bakterizid	begrenzt vizuzid*	sporizid	fungizid	tuberkulozid	HBV-wirksam	HCV-wirksam	HIV-wirksam	aldehydfrei	phenolfrei	alkoholfrei	gebrauchsfertige Lösung	Konzentrat	Anwendungskonz. in%	Einwirkzeit	VAH gelistet	Anmerkungen
<b>HÄNDE</b>																			
Händedesinfektion		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X				X	Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion: 30 Sekunden Einwirkzeit chirurgische Händedesinfektion: 5 Minuten
Waschlotion soft	X											X	X						
<b>FLÄCHEN</b>																			
Sprühdesinfektion Plus	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X			1,0'	X	
Sprühdesinfektion alkoholfrei	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X			1,0'	X	
Desinfektionstücher Plus	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-	1,0'	X	
Wet Wipes Maxi AF	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-	2,0'	X*	* Tränkflüssigkeit VAH gelistet
Wet Wipes Soft	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-	2,0'	X*	* Tränkflüssigkeit VAH gelistet
Wet Wipes Soft alkoholfrei	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	-	-	-	2,0'	X*	* Tränkflüssigkeit VAH gelistet
Flächendesinfektion Plus	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X		3	15,0'	X	
<b>INSTRUMENTE</b>																			
Bohrerbad Plus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			5,0'	X	
Instrumentenbad Plus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		1,5'	15,0'	X	
<b>SPEZIALBEREICHE</b>																			
Septoprint Plus		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X			1,0'	X	TbB: 15 Min.
Septoprint Konzentrat		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X		2	15'	X	TbB: 4% - 15 Min.
Mundspülbeckenreiniger AF	X	X	X			X	X				X			X			1,0'		
Ultrasuc Super	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X		X		2	5,0'	X	
Ultrasuc Super Cleaner	X										X	X		X		5-10	0,5-2 h		



ANSETZEN DER DESINFEKTIONS-LÖSUNGEN:

	0,1%	0,25%	0,5%	1,0%	1,5%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	6,0%
1 l	1 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml
2 l	2 ml	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml
3 l	3 ml	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml
4 l	4 ml	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml
5 l	5 ml	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml
6 l	6 ml	15 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	180 ml	240 ml	300 ml	360 ml
7 l	7 ml	17,5 ml	35 ml	70 ml	105 ml	140 ml	210 ml	280 ml	350 ml	420 ml
8 l	8 ml	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml	480 ml
9 l	9 ml	22,5 ml	45 ml	90 ml	135 ml	180 ml	270 ml	360 ml	450 ml	540 ml
10 l	10 ml	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml

Für die richtige Dosierung soll Ihnen diese Verdünnungstabelle eine Hilfe sein. Die Gesamtmenge der Desinfektionslösung ergibt sich aus der angegebenen Menge an Desinfektionsmittel und der Differenzmenge an Wasser.

Beispiel: Es sollen 2 l einer 1%igen gebrauchsfertigen Instrumenten-Desinfektionslösung hergestellt werden. Wenn Sie hierzu in der Tabelle unter 2 l und 1,0 % nachsehen, finden Sie die Menge 20 ml.

Messen Sie nun diese 20 ml Desinfektionsmittel in einem Messgefäß ab. Geben Sie die 20 ml in die Instrumentenwanne und füllen Sie Wasser bis auf 2 l auf. Auf diese Weise erhalten Sie eine korrekt angesetzte 1%ige gebrauchsfertige Lösung.



## M+W select HÄNDEDESINFEKTION

2-Propanol 70% (V/V). Bakterizid (inkl. TbB), fungizid. Zul.-Nr. 1599.98.99. Anwendungsgebiet: Lösung zur hygienischen Händedesinfektion sowie für Kühllumschläge. Art der Anwendung: Zum Auftragen auf die Haut. Parfüm- und farbstofffrei. Gegenanzeigen: M+W Händedesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden anzuwenden. Hinweis: M+W Händedesinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Gut verschlossen aufbewahren, alkoholhaltig, entzündlich, vor Anwendung elektrischer Geräte gut trocknen lassen, Flammpunkt 24 °C. Einwirkzeiten: Bakterien und Pilze (*Candida albicans*): Hygienische Händedesinfektion nach VAH und EN 1500: Konz.: 30 sec. Chirurgische Händedesinfektion nach VAH und EN12791: Konz.: 5 min. TbB (Tuberkulose) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz.: 30 sec. Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV): Konz.: 15 sec. Noro-Viren gem. EN 14476: Konz.: 30 sec.

000 764	Spenderflasche, 500 ml	1 Fl.	€ 6,50
000 766	Spenderflasche, 1 l	1 Fl.	€ 9,50
000 767	Kanister, 5 l	1 Kan.	€ 46,90

In Österreich nicht lieferbar.

## M+W select WASCHLOTION SOFT

Medizinische Handwaschseife mit Vitaminen und hautfreundlichem pH-Wert. Kein Austrocknen der Hände auch bei häufigem Händewaschen durch rückfettende Wirksubstanzen, Vitamine verleihen der Haut zusätzlich Spannkraft und Pflege. Dermatologisch getestet, angenehm frischer Duft, Farbe blau.

200 745	Spenderflasche, 500 ml	1 Fl.	€ 4,40
200 746	Spenderflasche, 1 l	1 Fl.	€ 6,95
200 747	Kanister, 10 l	1 Kan.	€ 49,90



NEU

€ 159,-



## M+W select SENSORSPENDER 1000

Batteriebetriebener Sensordispenser für Desinfektionsmittel, Seife und Pflegecreme (mehr als 150.000 Pumphybe pro Batteriesatz). Optional Netzbetrieb möglich. Der Spender ermöglicht die Einhaltung der RKI-Richtlinien bei der Spendernutzung, beim Füllmittelwechsel und der Spenderreinigung. Kompatibel mit fast allen am Markt vorhandenen Verbrauchsmitteln. Für bis zu 1 l EURO-Flaschen. Unkomplizierter Austausch von vorhandenen Spendern durch identische Montagelöcher. Maße (H x B x T): ca. 362 x 112 x 123 mm. Lieferumfang: Batterie-Set, Universal-Schlauchpumpe und Adapter-Set mit Ein- und Ausdrehhilfe sowie keimarmen Flaschenbelüftung.

100 785	Sensordispenser 1000	1 Stck.	€ 159,00
159 742	Netz-Adapter	1 Stck.	€ 24,00



€ 49,90

**M+W select** UNIVERSAL ARMHEBEL-SPENDER

Universeller Desinfektionsmittel- und Seifenspender für 500 ml und 1 l. Stabiler Armhebel für einfaches und sicheres Betätigen mittels Ellenbogen, abschließbare Verschlussplatte und auswechselbare Pumpe für noch mehr Sicherheit bei der täglichen Hygiene. Die Dosiermengen sind flexibel einstellbar. Maße (H x B x T): 31 x 10 x 9 cm (Tiefe inkl. Armhebel 22 cm). Im Lieferumfang ist eine Leerflasche enthalten. Tropfschale ist optional erhältlich – bei Wunsch bitte separat bestellen.

400 523	Universal Armhebelspender	1 Stck.	€ 49,90
400 524	Ersatzpumpe	1 Stck.	€ 3,90
400 521	Tropfschale	1 Stck.	€ 10,90

**M+W select** SPRÜHDESINFEKTION ALKOHOLFREI

Aldehyd- und alkoholfreie Sprühdesinfektion, gebrauchsfertig. Zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Hand- und Winkelstücke und allen Flächen im medizinischem Bereich, die empfindlich auf Alkohol reagieren, wie z. B. Acrylglas und Kunstlederoberflächen. Wirksam gegen HBV, HCV, HIV, Inaktivierung von Rotaviren, bakterizide Wirkung und fungizide Wirkung in 1 Minute. Angenehm leichter Limonenduft. Die 750 ml Sprayflasche ist mit einem Duo Spraykopf ausgestattet. Sie können wie gewohnt spraysen, aber auch umstellen auf die Schaumsprühfunktion. Bei dieser Funktion entsteht kein Spraynebel und der Schaum haftet besser auf vertikalen Flächen. VAH gelistet.

000 710	Flasche, 750 ml, mit Duo Sprühkopf	1 Fl.	€ 12,50
000 711	Kanister, 10 l	1 Kan.	€ 69,95

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

ab € 12,50



**M+W select** SPRÜHDESINFEKTION PLUS

Aldehydfreie Sprüh- und Wischdesinfektion zur Reinigung und Desinfektion von Flächen und medizinischen Gegenständen. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (z. B. Acrylglas, Polster) anwenden. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet. **Es stehen 3 Duftvarianten zur Verfügung:** Plus – neutraler Duft, Plus lemon – leichter Citrusduft, Plus apple – leichter Apfelduft.

<b>Plus:</b>			
200 727	Sprühflasche, 1 l, o. Sprühkopf	1 Fl.	€ 10,60
200 728	Plus: Kanister, 10 l	1 Kan.	€ 63,90
<b>Plus lemon:</b>			
200 729	Sprühflasche, 1 l, o. Sprühkopf	1 Fl.	€ 10,60
200 730	Kanister, 10 l	1 Kan.	€ 63,90
<b>Plus apple:</b>			
200 731	Sprühflasche, 1 l, o. Sprühkopf	1 Fl.	€ 10,60
200 732	Kanister, 10 l	1 Kan.	€ 63,90
000 749	Sprühkopf einzeln	1 Stck.	€ 4,80

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



ab € 10,60



## M+W select FLÄCHENDESINFEKTION PLUS

Aldehydfreies Konzentrat zur Reinigung von großen Flächen und Inventar im medizinischen und nicht medizinischen Bereich. Angenehmer, leichter Geruch. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet. Nicht als Sprühdeseinfektion und nur gemäß auf dem Etikett angegebenen Konzentrationen verwenden! Hinweise: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

200 733	Flasche, 2 l	1 Fl.	€ 22,90
200 734	Kanister, 5 l	1 Kan.	€ 46,90
	ab 2 Kanistern	je Kan.	€ 44,90



ab € 22,90



ab € 3,95

## M+W select DESINFektionSTÜCHER PLUS

Mit alkoholhaltiger Lösung vorgetränkte Tücher (12 x 20 cm) zur Desinfektion und Reinigung von kleinen Flächen und medizinischen Gegenständen. Angenehme, fusselfreie Tuchqualität. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet, aldehydfrei. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (Acrylglas, Polster) anwenden. Es stehen 3 Duftvarianten zur Verfügung: Plus – neutraler Duft, Plus lemon – leichter Citrusduft, Plus apple – leichter Apfelfduft.

### Dose mit 100 Tüchern:

200 735	Plus	1 Dose	€ 5,45
200 737	Plus lemon	1 Dose	€ 5,45
200 739	Plus apple	1 Dose	€ 5,45
	ab 3 Dosen	je Dose	€ 4,95

### Refill mit 100 Tüchern:

200 736	Plus	1 Pckg.	€ 4,50
200 738	Plus lemon	1 Pckg.	€ 4,50
200 740	Plus apple	1 Pckg.	€ 4,50
	ab 12 Refills	je Pckg.	€ 3,95

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

## M+W select WET WIPES MAXI AF

Alkoholhaltige, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher (20x30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen in angenehm frischen Duft. Die Tücher sind aus einem wertigen, fusselfreien Vliesmaterial. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), „begrenzt viruzid“ (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

100 766	2 Rollen à 150 Blatt	1 Pckg.	€ 39,90
100 751	Quattro Eimer: mit Depotdeckel gegen Austrocknung, leer	1 Stck.	€ 6,30

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

€ 39,90



**M+W select** WET WIPES SOFT

Alkoholhaltige, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher (28x30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), „begrenzt viruzid“ (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

**2 Rollen à 90 Blatt:**

100 755 AF (frischer Duft)	1 Pckg.	€ 39,90
100 756 lemon (Limonenduft)	1 Pckg.	€ 39,90
100 757 green apple (Apfelduft)	1 Pckg.	€ 39,90

**Quattro Eimer:**

mit Depotdeckel gegen

100 751 Austrocknung, leer	1 Stck.	€ 6,30
----------------------------	---------	--------

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



**VAH**  
gelistet

€ 39,90



**VAH**  
gelistet

€ 39,80

**M+W select** WET WIPES SOFT ALKOHOLFREI

Alkoholfreie, vollviruzide, gebrauchsfertige Tücher (28 x 30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Mit frischem Duft. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), vollviruzid, wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

100 758	2 Rollen à 75 Blatt	1 Pckg.	€ 39,80
---------	---------------------	---------	---------

**Quattro Eimer:**

mit Depotdeckel gegen

100 751	Austrocknung, leer	1 Stck.	€ 6,30
---------	--------------------	---------	--------

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

**M+W select** MAXI WIPES

Ungetränkte, weiche Tücher (20 x 30 cm) für die Reinigung von großen Flächen. Die Tücher sind aus einer Mixtur von Polyester und Vlies. Die Strukturierung sorgt für eine gleichmäßige Flüssigkeitsaufnahme und Abgabe. Sehr reißfest und fusselfarm. Zur Tränkung empfehlen wir 1 – 1,5 l M+W Sprühdeseinfektion.

100 763	Rolle mit 150 Blatt	1 Pckg.	€ 14,90
	ab 6 Rollen	je Pckg.	€ 14,20

**Quattro Eimer:**

mit Depotdeckel gegen

100 751	Austrocknung, leer	1 Stck.	€ 6,30
---------	--------------------	---------	--------



ab € 14,20



### M+W select INSTRUMENTENBAD PLUS

Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von dentalmedizinischen Handinstrumenten und rotierenden Instrumenten. Sehr gute Materialverträglichkeit. Mit Korrosionsschutz. Sehr breites Wirkungsspektrum mit kurzer Einwirkzeit (1,5% 15 Min., 1% 60 Min.), VAH gelistet. Auch für die Anwendung im Ultraschall geeignet, angenehmer Geruch.

200 723	Flasche, 2 l	1 Fl.	€ 34,60
200 724	Kanister, 10 l	1 Kan.	€ 116,50
	ab 2 Kanistern	je Kan.	€ 109,50



### M+W select BOHRERBAD PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von zahnärztlichen, rotierenden Instrumenten. Nicht geeignet für Carborundsteine, Polierer, Kunststoff- und Aluminiumteile. Sehr breites Wirkungsspektrum bei kurzer Einwirkzeit von 5 Min., VAH-gelistet.

200 720	Flasche, 2 l	1 Fl.	€ 13,80
	ab 2 Flaschen	je Fl.	€ 12,80
200 722	Kanister, 5 l	1 Kan.	€ 29,90
200 721	Kanister, 10 l	1 Kan.	€ 56,40

### M+W select INSTRUMENTENWANNEN

<b>3 l:</b>			
kpl. mit Siebeinsatz und Deckel, hitzebeständig bis 60 °C,			
000 761	Maße: H 12 x B 32 x T 21 cm	1 Stck.	€ 38,90
<b>5 l:</b>			
kpl. mit Siebeinsatz und Deckel, hitzebeständig bis 60 °C,			
000 760	Maße: H 15 x B 39,5 x T 26 cm	1 Stck.	€ 58,90



### M+W select MUNDSPÜLBECKEN-REINIGER AF

Gebrauchsfertige Lösung zur gründlichen Reinigung und Desinfektion der Mundspülbecken in praktischer Spritzflasche. Entfernt Blut, Kalk, Rückstände von Plaquefärbemitteln sowie Abformmaterialien und sonstige Rückstände und deckt dabei ein umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien und Pilze ab.

100 732	Flasche, 750 ml	1 Fl.	€ 9,90
	ab 6 Flaschen	je Fl.	€ 8,90



**M+W select** ULTRASUC SUPER

Aldehyd-, phenol- und chlorfreies Desinfektions- und Reinigungskonzentrat für dentale Absauganlagen aller Art auf der Basis von Quartären Amoniumverbindungen (QAVs). Für Anlagen mit und ohne Amalgamabscheider. Schaumarm und desodorierend. Entspricht den gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit nach TRGS 525/540. Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. Tbc), fungizid, begrenzt viruzid (HBV, HCV, HIV), Einwirkzeit nach VAH/DGHM 2% – 5 Min. Farbe: klar.

000 787	Kanister, 5 l	1 Kan.	€ 38,40
	ab 3 Kanistern	je Kan.	€ 36,40

ab € 19,50



ab € 36,40



**M+W select** ULTRASUC SUPER CLEANER

Hochwirksames Zusatzreinigungskonzentrat zur gründlichen Reinigung von Absauganlagen und Amalgamabscheidern. Löst hartnäckige Ablagerungen, Verkrustungen, Verschmutzungen durch Eiweiß usw. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung von Pulverstrahlgeräten, bei der Reinigung von Abflussleitungen, bei problematischem Leitungswasser oder Abwasserleitungen mit ungünstigem Gefälle. Wöchentliche Anwendung 5 – 10%, Einwirkzeit ca. 0,5 – 2 Stunden.

000 779	Flasche, 2 l	1 Fl.	€ 20,50
	ab 4 Flaschen	je Fl.	€ 19,50



ab € 47,90

**M+W select** SEPTOPRINT PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion aller zahnärztlichen Abformmaterialien. Sehr gute Materialverträglichkeit und sehr breites Wirkungsspektrum bei einer Einwirkzeit von nur 1 Minute, VAH-gelistet.

200 725	Kanister, 5 l	1 Kan.	€ 48,90
	ab 2 Kanistern	je Kan.	€ 47,90

**Dosierpumpe**  
f. 2 l, 5 l und 10 l, per Hub 20 ml  
(Schlauch kann entsprechend

000 770	zugeschnitten werden)	1 Stck.	€ 8,45
---------	-----------------------	---------	--------

**M+W select** SEPTOPRINT KONZENTRAT

Konzentrat für die Desinfektion von allen gängigen Abformmaterialien wie A-/C-Silikone, Hydrocolloide, Alginate, Polyether sowie Zahnersatz. Besonders ergiebig, mit 1 l Konzentrat können 50 l Desinfektionslösung angesetzt werden. Dabei wirkt M+W Septoprint Konzentrat bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV) bei einer Einwirkzeit von 15 Minuten – 2%. Abformung vor dem Ausgießen mit klarem Wasser abspülen. Farbe grün, mit angenehmem Blumenduft.

100 725	Dosierflasche, 1 l	1 Fl.	€ 29,50
---------	--------------------	-------	---------



€ 29,50



**M+W select** DOSIER- UND ARBEITSHILFEN

	Dosierflasche, 1 l mit 60 ml-Kammer (1.) Für exaktes Dosieren, mit Aufkleber „Handhabungs- und Verdünnungstabelle“	1 Stck.	€ 5,80
000 762			
	Sprühflasche, 1 l mit Sprühkopf (2.)	1 Stck.	€ 6,10
000 746			
	Dosierpumpe (3.) f. 2 l, 5 l und 10 l, per Hub 20 ml (Schlauch kann entsprechend zugeschnitten werden)	1 Stck.	€ 8,45
000 770			
	Dosierpumpe für 500 ml- und 1 l-Flaschen (4.)	1 Stck.	€ 4,20
000 798			
	Kanisterschlüssel f. 5 l und 10 l (5.)	1 Stck.	€ 3,75
000 771			
	Kanisterhahn f. 5 l und 10 l (6.)	1 Stck.	€ 8,50
000 772			



1 € 5,80

2 € 6,10



3 € 8,45

4 € 4,20



5 € 3,75



6 € 8,50

**M+W select** ETIKETT FÜR GEBRAUCHTE KANISTER

In vielen Praxen gibt man verbrauchte Chemikalien in leere Kanister, um sie später zu entsorgen. Dabei kommt es leicht zu Verwechslungen. D. h. Etikett und tatsächlicher Inhalt stimmen nicht mehr überein. Mit dem M+W Aufkleber »Achtung neuer Inhalt« gibt es keine Verwechslungen mehr!

098 047	»Achtung neuer Inhalt« Aufkleber	1 Stck.	kostenlos
---------	-------------------------------------	---------	-----------



GRATIS

**M+W select** KLASSE 5 INDIKATOR

Indikator zur Kontrolle während des Sterilisationsprozesses im Autoklaven gem. EN ISO 11140-1.

200 702 200 Tests (ohne Prüfleiste) 1 Pckg. € 21,90



€ 21,90



€ 131,-

**M+W select** HELIXCONTROL

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven zur Überprüfung der Luftentfernung aus Hohlkörperinstrumenten nach EN 867-5. Das Set enthält 300 Teststreifen Klasse D nach EN 867-1, ein Chargenkontrollblatt und einen Prüfkörper gem. DIN 58.948PP.

100 780 300 Teststreifen, 1 Prüfkörper 1 Pckg. € 131,00

**M+W select** HELIXCONTROL PRO

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven nach EN 867-5 zur Überprüfung der vollständigen Luftentfernung aus Hohlkörperinstrumenten. Der Prüfkörper ist aus Metall gefertigt und hält somit den starken Temperaturen im Autoklaven dauerhaft stand. Lediglich die Teststreifen müssen ausgetauscht werden. Umweltfreundlich, da der Prüfkörper dauerhaft benutzt wird und nur die Indikatoren ausgetauscht werden.

Set: 1,5 m Schlauch mit Metallklammer, Teflonträger für Indikatorstreifen,

100 777 50 Indikatorstreifen 1 Pckg. € 59,00

100 778 Refill: 250 Indikatorstreifen 1 Stck. € 69,00



€ 59,-

**M+W select** ETIKETTIERER

Etikettiersystem für die Dokumentation auf Sterilgutverpackungen und anschließender Dokumentation in der Patientenakte durch Sandwichetikett. Auf dem Label werden folgende Daten aufgedruckt: Personalname oder Personalnummer (5-stellig), Charge bzw. Zyklusnummer (7-stellig), Sterilisationsdatum, Ablaufdatum der Sterilität. Bitte Etiketten mitbestellen, im Lieferumfang sind keine Etiketten enthalten.

200 710 Etikettierer 1 Stck. € 169,00

Sandwichetiketten,  
200 711 4 Rollen à 500 Stck. 1 Pckg. € 27,95

200 712 Farbwalze 1 Stck. € 15,90



€ 169,-

**M+W select SEAL TEST**

Siegelnaht-Test zur täglichen Überprüfung der Funktion Ihres Foliensiegelgerätes gemäß EN ISO 11607-2.

Heftchenpackung mit 100 Teststreifen 1 Pckg. € 34,90



€ 34,90



€ 31,90

**M+W select INKTEST EASY**

Siegelnahtfestigkeitstest zur Routineüberprüfung gemäß ISO 11607-1 Anhang B sowie ASTM F1929. Durch die neue Darreichungsform im flachen Beutel jetzt noch einfachere Handhabung und gleichmäßigerer Austritt der Flüssigkeit. Unregelmäßigkeiten in den Schweißnähten werden unmittelbar nach Entleeren des Beutels sichtbar. Für eine saubere und sichere Aufbewahrung sorgt die hochwertige Alubox.

500 701 Box mit 30 x 3 ml Testbeutel 1 Pckg. € 31,90

**M+W select WASHTEST**

Test zur Überprüfung der Desinfektions- und Reinigungsleistung des Thermodesinfektors. Auf dem Prüfkörper befindet sich ein spezieller Indikator, der während des Spülvorgangs ausgewaschen wird. Anhand des Tests ist die Leistung der Spülarne erkennbar und ob eine Über- oder Unterdosierung der Chemikalien vorliegt. Mit Hilfe einer aus Edelstahl gefertigten Prüfleiste (mehrfach verwendbar) wird der Wash Test dem ersten Spülgang am Tag beigelegt. Somit stellen Sie einen validierten Prozess für Ihren Thermodesinfektor sicher.

200 704 100 Tests (ohne Prüfleiste) 1 Pckg. € 188,90  
200 705 Prüfleiste aus Edelstahl 1 Stck. € 58,75



€ 188,90



**M+W select BOWIE&DICK TEST**

Einmal-Test für die Überprüfung der Dampfdurchdringung während des Sterilisationsprozess in einem B-Klasse Autoklaven gem. EN ISO 11140-4. Für die normenkonforme Dokumentation ist der Test mit Beschriftungsfeldern vorgesehen.

200 700 Bowie&Dick Test 1 Pckg. € 5,20  
ab 10 Pckgn. je Pckg. € 4,60  
ab 20 Pckgn. je Pckg. € 3,99

ab € 3,99



# DESINFEKTIONSPLAN FÜR DIE ZAHNARZTPRAXIS

000 720 Desinfektionsplan 1 Stck. **kostenlos**

WAS	WOMIT	MENGE/ EINWIRKZEIT	WIE	WANN	WER
Wandflächen	<b>M+W WISCHLÖSUNG SOFT</b> 500 ml (200 740) 1 l (200 740) 5 l (200 740)		Wandflächen in die Hände gießen und gründlich abwischen, anschließend Desinfektionsmittel zum Trocknen verdampfen lassen.	Vor Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende, nach Handdesinfektion, bei Kontaktverschmutzung, vor dem Essen und bei Bedarf.	alle Mitarbeiter
Hygienehände Handdesinfektion	<b>M+W HÄNDEDESINFEKTION DE</b> 500 ml (200 740) 1 l (200 740) 5 l (200 740)	30 Sek. – 1 Min. – 2 Min. – 5 Min. –	Desinfektionsmittel in die Handflächen gießen, einreiben bis zur völligen Aufhellung. Gründlich abspülen oder die Hände vollständig mit einem Antiseptikum einreiben und einwirken lassen. Hände gründlich abspülen und trocknen lassen.	Vor jedem patienten-berührenden Eingriff.	alle Mitarbeiter
Chirurgische Handdesinfektion	<b>M+W HÄNDEDESINFEKTION DE</b> 500 ml (200 740) 1 l (200 740) 5 l (200 740)	1 Min. – 2 Min. – 5 Min. –	Desinfektionsmittel gründlich einreiben bis zur völligen Aufhellung. Hände gründlich abspülen oder die Hände vollständig mit einem Antiseptikum einreiben und einwirken lassen. Hände gründlich abspülen und trocknen lassen.	Vor jedem patienten-berührenden Eingriff.	zweifelnde Mitarbeiter
Handhygiene Gleichzeitige Schleimhaut- desinfektion		nach Angaben des Herstellers	nach Angaben des Herstellers	Mehrfach täglich. So oft wie möglich.	alle Mitarbeiter
Instrumente Instrumenten- desinfektion	<b>M+W INSTRUMENTENBAD PLUS</b> 2 l (200 720) 5 l (200 720) 10 l (200 720)	1,0% – 40 Min., 2,0% – 20 Min., 4,0% – 15 Min.	Instrumente in Desinfektionslösung einlegen und vollständig bedecken. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich abspülen und unter fließendem Wasser abspülen und trocknen. Luft der Sterilisation ableiten.	Nach Gebrauch.	weitere Person
Autoklav- desinfektion	<b>M+W BOHRERBAD PLUS</b> 2 l (200 720) 5 l (200 722) 10 l (200 722)	15 Min.	Instrumente in Desinfektionslösung einlegen und vollständig bedecken. Nach Ablauf der Einwirkzeit trocknen und ggf. sterilisieren.	Nach Gebrauch.	weitere Person
Hand- und Handschuh- desinfektion	<b>M+W T-DESINF</b> 500 ml (200 720)		Übung der Handhygiene.	Nach jeder Behandlung, Wiederholen der Handhygiene bei Bedarf.	weitere Person
Flächen- desinfektion	<b>M+W SPRÜHNDESINFEKTION ALKOHOLFREI</b> 750 ml (200 710) + 10 l (200 711)	10 Sek.	Flächen vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Desinfiziermittel abwischen.	Nach jeder Behandlung.	weitere Person
Flächen- desinfektion	<b>M+W SPRÜHNDESINFEKTION PLUS neutral</b> 1 l (200 720) + 10 l (200 720) <b>apple</b> 1 l (200 720) + 10 l (200 720) <b>green apple</b> 1 l (200 720) + 10 l (200 720)	1 Min.	Flächen vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Desinfiziermittel abwischen.	Einwirkzeit des Desinfiziermittels beachten.	weitere Person
Flächen- desinfektion	<b>M+W DESINFIZIERSTÜCHER PLUS neutral</b> 2000 (200 730) + 1000 (200 730) <b>apple</b> 1000 (200 730) + 1000 (200 730)		Flächen vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Desinfiziermittel abwischen.	Einwirkzeit des Desinfiziermittels beachten.	weitere Person
Flächen- desinfektion	<b>M+W FLÄCHENDESINFEKTION PLUS</b> 5 l (200 730)	2,0% – 40 Min., 2,0% – 15 Min.	Desinfektionsmittel gründlich einreiben bis zur völligen Aufhellung. Hände gründlich abspülen und trocknen lassen.	Täglich, bei Kontaktverschmutzung.	weitere Person
Flächen- desinfektion	<b>M+W WET WIPES SOFT AF neutral</b> 1000 (100 730) + 10 l (100 730) <b>green apple</b> 1000 (100 730) + 10 l (100 730) <b>apple</b> 1000 (100 730) + 10 l (100 730)		Flächen vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Desinfiziermittel abwischen.	Täglich, bei Kontaktverschmutzung.	weitere Person
Flächen- desinfektion	<b>M+W WET WIPES MAXI AF</b> 1000 (100 730)		Flächen vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Desinfiziermittel abwischen.	Täglich, bei Kontaktverschmutzung.	weitere Person
Flächen- desinfektion	<b>M+W MAXI WIPES</b> 1000 (100 730)		Flächen vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Desinfiziermittel abwischen.	Täglich, bei Kontaktverschmutzung.	weitere Person
Flächen- desinfektion	<b>M+W FLÄCHENDESINFEKTION PLUS</b> 5 l (200 730)	2,0% – 40 Min., 2,0% – 15 Min.	Desinfektionsmittel gründlich einreiben bis zur völligen Aufhellung. Hände gründlich abspülen und trocknen lassen.	Täglich, bei Kontaktverschmutzung.	weitere Person
Flächen- desinfektion	<b>M+W FLÄCHENDESINFEKTION PLUS</b> 5 l (200 730)	2,0% – 40 Min., 2,0% – 15 Min.	Desinfektionsmittel gründlich einreiben bis zur völligen Aufhellung. Hände gründlich abspülen und trocknen lassen.	Täglich, bei Kontaktverschmutzung.	weitere Person
Abwaschlauge	<b>M+W ULTRASONIC SUPER</b> 1 l (200 770)	2,0% – 15 Min.	Desinfektionsmittel gründlich einreiben bis zur völligen Aufhellung. Hände gründlich abspülen und trocknen lassen.	Einwirkzeit des Desinfiziermittels beachten.	weitere Person
Abwaschlauge	<b>M+W ULTRASONIC SUPER CLEANER</b> 1 l (200 770)	1,0% bis 2,0%, 1,5 bis 2 Min.	Desinfektionsmittel gründlich einreiben bis zur völligen Aufhellung. Hände gründlich abspülen und trocknen lassen.	Einwirkzeit des Desinfiziermittels beachten.	weitere Person
Getragener Zahnarzt	<b>M+W SEPPPOINT</b> 1 l (200 720)	5 Min.	Mundrinne reinigend, nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich abspülen und trocknen lassen.	Nach Erhalt vom Patienten, vor Laboruntersuchung, nach Kontakt mit zahnärztlichen Labor.	weitere Person
Getragener Zahnarzt	<b>M+W SEPPPOINT HOHL</b> 1 l (200 720)	2,0% – 15 Min.	Mundrinne reinigend, nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich abspülen und trocknen lassen.	Nach Erhalt vom Patienten, vor Laboruntersuchung, nach Kontakt mit zahnärztlichen Labor.	weitere Person
Abwaschlauge in zahnärztlicher Praxis	<b>M+W SEPPPOINT</b> 1 l (200 720)	5 Min.	Mundrinne reinigend, nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich abspülen und trocknen lassen.	Einwirkzeit des Desinfiziermittels beachten.	weitere Person
Abwaschlauge in zahnärztlicher Praxis	<b>M+W SEPPPOINT HOHL</b> 1 l (200 720)	2,0% – 15 Min.	Mundrinne reinigend, nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich abspülen und trocknen lassen.	Einwirkzeit des Desinfiziermittels beachten.	weitere Person
Beschädigte Schutzkleidung			Bei Verschmutzung gründlich abspülen und trocknen lassen. Bei Kontaktverschmutzung Desinfektionsmittel einwirken lassen.	Nach Gebrauch.	weitere Person
HSG Händedesinfektionsmittel			Bei Verschmutzung gründlich abspülen und trocknen lassen. Bei Kontaktverschmutzung Desinfektionsmittel einwirken lassen.	Nach Gebrauch.	weitere Person



# KOMBIFOLIE

Papier/Folie nach DIN 58 953/7 und EN 868, mit Indikator, nur für Autoklav- und Chemiklav. Für Heißsiegel- und Durchlaufsiegelgeräte.

Rolle, 100 m:			
000 752	5 cm breit	1 Pckg.	€ 11,50
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 10,90
000 753	7,5 cm breit	1 Stck.	€ 13,90
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 12,90
000 754	10 cm breit	1 Stck.	€ 17,90
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 16,90
Rolle, 200 m:			
000 722	5 cm breit	1 Pckg.	€ 17,95
000 723	7,5 cm breit	1 Pckg.	€ 23,45
000 724	10 cm breit	1 Pckg.	€ 32,60
<b>Rolle, 20 cm breit mit Seitenfalte 5 cm, 100 m lang, zum Einschweißen von</b>			
000 725	Norm-Trays oder Kassetten	1 Pckg.	€ 48,90

ab € 10,90



# STERILISIERZANGE

Länge 20 cm.  
040 687 Sterilisierzange 1 Stck. € 32,90




€ 32,90



# BOHRERBÜRSTE

Schiebebürste, Messing.  
059 845 Bohrerbürste 1 Stck. € 1,90  
ab 10 Stck. je Stck € 1,70

ab € 1,70





€ 27,95

**M+W select SCHUTZSCHILD 701**

Schutzschild aus beschlagabweisendem Kunststoff und mit verstellbarem Elastikband. Kippbar, lässt sich über die meisten Korrekturbrillen und Schutzmasken tragen und wiegt nur 90 g. 99% UV-Schutz.

100 070	Schutzschild 701	1 Stck.	€ 27,95
100 071	Ersatzscheiben, 5 Stck.	1 Pckg.	€ 52,90

**M+W select SCHUTZSCHILD LIGHT**

Schutzschild für optimalen Gesichtsschutz gegen spritzende Flüssigkeiten, Staub und andere Partikel, die zu Verletzungen führen können. Sehr leicht für einen angenehmen Tragekomfort, einfache Reinigung mit einer Seifenlösung.

1 Gestell, 10 Gesichtsschutzschilde:

100 076	transparent	1 Pckg.	€ 25,90
100 077	pink transparent	1 Pckg.	€ 25,90
100 078	grün transparent	1 Pckg.	€ 25,90



€ 25,90

**M+W select AUGENSCHUTZSCHILD LIGHT**

Schutzschild für optimalen Schutz der Augenpartie gegen Staub, spritzende Flüssigkeiten und andere Partikel, die zu Verletzungen führen können. Sehr leicht, daher angenehmer Tragekomfort. Reinigung mit Seifenlösung möglich.

je 1 Gestell dunkelblau,  
gelb, schwarz, pink, mint,

100 079	20 Schutzschilde	1 Pckg.	€ 28,90
---------	------------------	---------	---------

€ 28,90



## SCHUTZBRILLE ERGOFIT

Schutzbrille mit besonderer Geometrie. Der Aufbau basiert nur auf einer zentralen Verbindung im Mittelteil der Scheibe. Durch diese Besonderheit entsteht eine außergewöhnliche Trageverbindung zwischen Rahmen und Gesicht. So werden Druckpunkte im Gesicht minimiert ohne Einschränkung der Schutzleistung. Die patentierte UD Hochleistungs-Technologie bietet zusätzlich eine hervorragende Beständigkeit gegen Kratzer und optimale Anti-Beschlagwirkung. Die Ausführung mit orange-farbenen Gläsern schützt das Auge bei dem Einsatz von Polymerisationslampen.

100 082	klar	1 Stck.	€ 13,90
100 083	orange	1 Stck.	€ 15,90



ab € 13,90



ab € 17,90

## SCHUTZBRILLE SOFTPAD

Schutzbrille, die als Überbrille zu Ihrer Korrekturbrille getragen werden kann. Dank der SoftPad-Technologie wird ein ergonomischer, komfortabler und stabiler Tragekomfort gewährleistet, dabei ist der Bügel individuell in der Länge verstellbar. Die Brillenscheiben sind mit einer Anti-Kratz-Beschichtung versehen, um die Scheiben vor Kratzern und Verschleiß zu schützen. Die spezielle Anti-Beschlag-Beschichtung sorgt für eine klare Sicht auch bei schwierigen Verhältnissen. Gewicht je Brille ca. 37 g. Die Brille mit orangefarbener Schutzscheibe schützt zusätzlich vor dem Blaulicht der Polymerisationslampen.

100 080	Fassung: grau/schwarz/grün, Scheibe: klar	1 Stck.	€ 17,90
100 081	Fassung: schwarz/orange, Scheibe: orange	1 Stck.	€ 22,90

## SCHUTZBRILLE LIGHT

Sehr leichte Schutzbrille (nur 22 g) mit einer speziellen Anti-Fog und Anti-Scratch Beschichtung für eine noch längere Lebensdauer. Die Bügel, mit Gummieinlage für einen hohen Tragekomfort, sind in der Länge und Neigung verstellbar. Der Nasensteg ist ebenfalls verstellbar und aus einem weichen Silikon gefertigt, um Druckstellen bei längeren Sitzungen zu vermeiden. UV Schutz gem. EN 166 und EN 170.

100 087	Bügel weiß/grün	1 Stck.	€ 11,20
100 088	Bügel weiß/pink	1 Stck.	€ 11,20
	ab 10 Stck. einer Ausführung	je Stck.	€ 10,40



ab € 10,40



€ 19,90

## SCHUTZBRILLE LIGHT ORANGE

Die leichte Schutzbrille (nur 25 g) bietet einen hohen Tragekomfort. Die Nasenbrücke aus weichem, rutschfestem Silikon und das weiche Endteil verhindern Druckstellen. Sie besteht aus kratzfestem Polycarbonat, ist beschlagfrei, hat einen UV Schutz von 99% und schützt die Augen zusätzlich vor dem Blaulicht der Polymerisationsgeräte.

100 068	light orange	1 Stck.	€ 19,90
---------	--------------	---------	---------

## SCHUTZBRILLE

41 g leichte Schutzbrille mit seitlichen Luftschlitzen. Kann über Korrekturbrillen getragen werden, die Bügel sind längenverstellbar. 99% UV-Schutz.

100 072	transparent	1 Stck.	€ 9,95
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 9,40



ab € 9,40

## M+W select FG-DIAMANTEN BOX

M+W FG-Diamanten überzeugen durch ihre extrem hohe Bruchfestigkeit, effiziente Schneidleistung und lange Standzeiten. Durch das spezielle Triton™ Beschichtungsverfahren wird eine überragende, dauerhafte Diamantenbindung erzeugt, die eine scharfe und glatte Schneidfähigkeit verstärkt. Die unlösbare ISO-Farbmarkierung verhindert Verwechslungsmöglichkeiten. Computergesteuerte Fertigungsverfahren und 100%ige Qualitätskontrollen nach neuesten Richtlinien machen die M+W FG-Diamanten zu einem absolut sicheren und hochwertigen Instrument für den täglichen Einsatz. Die Instrumente sind in einer farbigen Box verpackt – entsprechend der jeweiligen ISO-Farbmarkierung. Die stabile Box sorgt für eine hygienische, sichere Aufbewahrung.

### Internationale Farbcodierung

<b>schwarzer Ring</b>	x-grob	151-181 µm	XC	Grobes Vorschleifen
<b>grüner Ring</b>	grob	150 µm	C	Vorschleifen
<b>blauer Ring</b>	mittel	107-125 µm	M	Universelles Schleifen
<b>roter Ring</b>	fein	64 µm	F	Glätten
<b>gelber Ring</b>	extrafein	30-38 µm	SF	Vorfinieren
weißer Ring	ultrafein	20 µm	UF	Endfinieren und Glätten

Pckg. mit 5 Stck.	Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3
1 Pckg.	€ 9,95	€ 12,30	€ 16,30
ab 2 Pckgn. einer Preisgruppe	€ 9,30	€ 11,60	€ 15,80
ab 3 Pckgn. einer Preisgruppe	€ 8,65	€ 10,90	€ 15,30

### Maximale Drehzahlen

ISO-Gr. 1/10 mm	Maximal UpM
007-010	450.000
012-014	450.000
016-018	450.000
021-023	300.000
025-027	160.000
029-031	140.000
033-040	120.000

### FG-Schaft, 5 Stck.



Figur Größe	801 009	801 010	801 012	801 014	801 016	801 018	801 021	801 023	802 014	802 017
x-grob	-	-	-	400 843	-	-	-	-	-	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
grob	-	-	-	300 821	-	-	-	-	-	-
mittel	300 818	300 819	300 820	300 822	300 823	300 824	300 825	-	300 827	300 828
extrafein	-	-	-	-	-	-	-	300 826	-	-
ultrafein	-	-	-	-	-	-	-	400 848	-	-
Preisgruppe	1	1	1	1	2	2	3	3	1	2

### FG-Schaft, 5 Stck.



Figur Größe	805 009	805 010	805 012	805 014	806 012	806 014
mittel	300 829	300 832	300 830	300 831	300 834	300 833
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1

### FG-Schaft, 5 Stck.



Figur Größe	807 013	807 015
mittel	300 835	300 836
Preisgruppe	1	2

### FG-Schaft, 5 Stck.



Figur Größe	813 012	813 014	813 016
mittel	300 837	300 838	300 839
Preisgruppe	1	1	2

### FG-Schaft, 5 Stck.



Figur Größe	830R 009	830R 012	830R 016	830L 012	830L 014	830L 016
grob	-	300 841	-	300 844	300 846	-
mittel	300 840	300 843	300 842	300 845	300 847	300 848
Preisgruppe	1	1	2	2	2	2

### FG-Schaft, 5 Stck.



Figur Größe	909 036
mittel	300 898
Preisgruppe	3

### FG-Schaft, 5 Stck.



Figur Größe	835 008	835 010	835 012	835 014	835KR 010	835KR 012
x-grob	-	400 844	-	-	-	-
Preisgruppe	-	3	-	-	-	-
grob	-	300 850	-	-	-	-
mittel	300 849	300 851	300 852	300 853	300 854	300 855
fein	-	-	-	-	-	-
extrafein	-	-	-	-	-	-
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1

### FG-Schaft, 5 Stck.



Figur Größe	836 010	836 012	837 010	837 012	837 014
x-grob	-	-	-	400 841	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-
grob	-	-	-	300 860	-
mittel	300 856	300 857	300 858	300 861	300 863
fein	-	-	-	-	300 862
extrafein	-	-	-	300 859	-
Preisgruppe	2	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stck.

Zylinder rund

Zylinder spitz

Figur Größe	881 010	881 012	885 010	885 012
x-grob	-	-	-	400 845
Preisgruppe	-	-	-	3
grob	-	-	-	300 896
mittel	300 892	300 893	300 894	300 897
fein	-	-	-	300 895
extrafein	-	-	-	-
Preisgruppe	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stck.

Torpedo

Figur Größe	878 012	879 010	879 012	879 014	879 016
x-grob	-	-	-	400 840	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-
grob	-	-	300 886	300 889	-
mittel	300 883	300 884	300 887	300 890	300 891
fein	-	-	300 885	300 888	-
extrafein	-	-	-	-	-
Preisgruppe	2	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stck.

Flamme

Figur Größe	862 012	863 012	863 014
x-grob	-	-	400 842
Preisgruppe	-	-	3
grob	-	-	300 880
mittel	-	300 877	300 881
fein	-	300 876	300 879
extrafein	300 875	300 878	300 882
Preisgruppe	2	2	2
ultrafein	400 849	-	400 847
Preisgruppe	3	-	3

FG-Schaft, 5 Stck.

Konus flach

Konus rund

Figur Größe	848 014	848 016	850 012	850 014
mittel	300 864	300 865	300 866	300 867
Preisgruppe	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stck.

Separierer

Figur Größe	859 010	859 012	859 014	859 016	859 018
mittel	300 868	300 870	300 871	300 873	-
extrafein	300 869	-	300 872	-	300 874
Preisgruppe	2	2	2	2	2

ab € 8,65

FG-Schaft, 5 Stck.

Knospe

Eiform

Figur Größe	368 016	368 018	368 023	379 023
mittel	300 811	300 813	300 815	-
fein	300 810	-	300 814	-
extrafein	300 812	-	300 816	300 817
Preisgruppe	2	2	3	3
ultrafein	400 850	-	400 846	-
Preisgruppe	3	-	3	-



**M+W select BOHRERSTÄNDER**

Für 8 FG-Bohrer und 4 Winkelstückbohrer. 7,6 cm lang, 3,6 cm hoch, farbcodierter Kunststoff, autoklavierbar bis 121 °C, für Thermo-desinfektor geeignet.

000 617	blau	1 Stck.	€ 9,20
000 618	gelb	1 Stck.	€ 9,20
000 619	grün	1 Stck.	€ 9,20
	ab 3 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 8,50




ab € 8,50

**M+W select BOHRERSTÄNDER**

Rostfreier Stahl, mattiert, schräggehend, autoklavierbar bis 145 °C.

<b>6 x 6,5 cm:</b>			
000 669	für 30 FG-Instrumente	1 Stck.	€ 18,75
000 678	für 30 Hand-/Winkelstückbohrer	1 Stck.	€ 18,75
<b>15 x 7,5 cm:</b>			
000 668	für 42 FG- und 42 Hand-/Winkelstückbohrer	1 Stck.	€ 40,50



ab € 18,75

 SUPERLITE COLOR PEN

Hochleistungs-LED Polymerisationslampe mit einer Leistung von bis zu 1.100 mW/cm<sup>2</sup>. Das Handstück ist aus einem robusten Kunststoff gefertigt, dadurch ist die Lampe extrem leicht. Einfache und fehlerfreie Bedienung durch 1-Knopf-Bedienung. Das Laden des Gerätes erfolgt über ein Ladekabel, somit kann auch während des Ladens polymerisiert werden. Mit geladenem Akku ist eine Belichtungszeit von 2.000 Sekunden möglich. Die Polymerisationszeiten lassen sich in 10er Schritten einstellen. Für extrem pulpennahes Arbeiten steht der Lichtleiter Spezial zur Verfügung. Durch Verwendung dieses Lichtleiters wird die Austrittsleistung um ca. 30% reduziert.

**Technische Daten:**

Ø Lichtleiter: 8 mm  
 Lichtintensität: bis 1.100 mW/cm<sup>2</sup>  
 Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm  
 Gewicht Handstück: 100 g  
 Akku: Li-Ion Batterie (800 mAh)  
 Garantie: Lampe 24 Monate / Akku 6 Monate /  
 Lichtleiter keine Garantie

**1 Handstück mit eingebautem Akku,  
 1 Lichtleiter 8 mm, 1 Blendschutzschild,  
 1 Ladekabel, 1 Wandhalter aus Kunststoff:**

200 000	weiß	1 Pckg.	€ 179,00
200 001	orange	1 Pckg.	€ 179,00
200 002	lichtgrün	1 Pckg.	€ 179,00
200 003	blau	1 Pckg.	€ 179,00
200 004	lila	1 Pckg.	€ 179,00
200 005	rosa	1 Pckg.	€ 179,00
200 006	grau	1 Pckg.	€ 179,00

**Ersatz-Akku:**

200 007	weiß	1 Stck.	€ 59,00
200 008	orange	1 Stck.	€ 59,00
200 009	lichtgrün	1 Stck.	€ 59,00
200 010	blau	1 Stck.	€ 59,00
200 011	lila	1 Stck.	€ 59,00
200 012	rosa	1 Stck.	€ 59,00
200 013	grau	1 Stck.	€ 59,00

 SUPERLITE POWER PEN

Akkubetriebene LED-Polymerisationslampe mit einer Leistung bis zu 1.100 mW/cm<sup>2</sup>. Einfache und fehlerfreie Bedienung durch 1-Knopf-Bedienung. Auch während des Ladevorgangs kann dank des Ladekabels polymerisiert werden. Ein lästiges Warten bis zum Aufladen entfällt und der Arbeitsablauf wird nicht gestört. Mit aufgeladenem Akku ist eine Belichtungszeit von 2.000 Sekunden möglich. Die Polymerisationszeiten lassen sich in 10er Schritten einstellen. Für extrem pulpennahes Arbeiten steht der Lichtleiter Spezial zur Verfügung. Durch Verwendung dieses Lichtleiters wird die Austrittsleistung um ca. 30% reduziert.

**Technische Daten:**

Ø Lichtleiter: 8 mm  
 Lichtintensität: bis zu 1.100 mW/cm<sup>2</sup>  
 Wellenlängenbereich: 410 nm bis 490 nm  
 Gewicht Handstück: 100 g  
 Länge Handstück ohne Lichtleiter: 148 mm  
 DØ Handstück: max. 25 mm  
 Akku: Li-Ionen Batterie (800 mAh)  
 Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

**1 Handstück mit eingebautem Akku,  
 1 Ladekabel, 1 Lichtleiter 8 mm, 1 Blend-  
 schutzschild, 1 Handteilerhalter (Kunststoff):**

200 025	silber	1 Pckg.	€ 229,00
200 026	weiß	1 Pckg.	€ 229,00
200 027	schwarz	1 Pckg.	€ 229,00

**Handteilerhalter (Kunststoff):**

200 028	silber	1 Stck.	€ 35,00
200 029	weiß	1 Stck.	€ 35,00
200 030	schwarz	1 Stck.	€ 35,00

**Akku:**

100 091	silber	1 Stck.	€ 81,00
100 035	weiß	1 Stck.	€ 81,00
100 036	schwarz	1 Stck.	€ 81,00
100 092	Ladekabel	1 Stck.	€ 45,80
100 094	Lichtschutzkappe grau, autoklavierbar bis 134 °C	1 Stck.	€ 2,25



€ 179,-



€ 229,-

**M+W select** SUPERLITE 1300

Akkubetriebene LED-Polymerisationslampe für die Aushärtung lighthärtender Werkstoffe in der Zahnarztpraxis. Einfache und übersichtliche Bedienung.

**Es stehen 4 verschiedene Modi zur Verfügung:**

Ramp: innerhalb der ersten 3 Sekunden Anstieg der Leistung von 0% auf 100% (Zeiteinstellung: 10, 20 oder 30 Sek.).

Long: Spezialmodus für langes Arbeiten, z. B. Bleaching, 9 Minuten bei 100% Leistung. (Zeiteinstellung: 9 Min., Signalton jede Minute).

Fast: ab der ersten Sekunde 100% Leistung. (Zeiteinstellung: 10 Sek.).

Pulse: 0,75 Sek. volle Leistung, danach 0,25 Sek. Pause. Reduziert den Polymerisationsstress des Composites. (Zeiteinstellung: 10, 20 oder 30 Sek.).

Der voll aufgeladene Akku hält bis zu 4.000 Belichtungszyklen. Der optional erhältliche Bleaching Lightguide ermöglicht ein Belichten von 13 bis 23 in einem einzigen Schritt. Für extrem pulpenahes Arbeiten steht der Lichtleiter Spezial zur Verfügung. Durch Verwendung dieses Lichtleiters wird die Austrittsleistung um ca. 30% reduziert.

**Technische Daten:**

Ø Lichtleiter: 8 mm

Lichtintensität: max. 1.300 mW

Wellenlängenbereich: 430 – 490 nm

Gewicht Ladegerät: 560 g

Gewicht Handstück: 245 g (inkl. Akku und Lichtleiter)

Länge Handstück: 196 mm (inklusive Lichtleiter)

Abmessung Ladestation (L x B x H): 180 x 130 x 66 mm

Akku: Li-Ion 2200 mAh, 3,7 V

Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

100 045	Superlite 1300	1 Stck.	€ 339,00
100 046	Bleaching Lightguide	1 Stck.	€ 57,50
100 047	Akku	1 Stck.	€ 73,90
100 048	Lichtleiter 8 mm	1 Stck.	€ 57,50
100 043	Lichtleiter spezial	1 Stck.	€ 61,90
100 049	Netzkabel	1 Stck.	€ 45,80



€ 339,-

**M+W select** SUPERLITE 1100/1400 ZUBEHÖR

**Standardlichtleiter 8 mm (ohne Abb.)**

100 022	für Superlite 1100	1 Stck.	€ 56,50
---------	--------------------	---------	---------

**Lichtschuttschild (2.)**

100 023	für Superlite 1100	1 Stck.	€ 12,90
---------	--------------------	---------	---------

**Li-Ionen-Akku (ohne Abb.) (3,7V, 2200mAh)**

100 021	für Superlite 1100	1 Stck.	€ 37,90
---------	--------------------	---------	---------

**Turbo Lichtleiter (4.)**

000 073	für Superlite 1400	1 Stck.	€ 169,00
---------	--------------------	---------	----------

2 € 12,90



4 € 169,-

**M+W select** KAPSELMISCHER

Universalmischergerät zum Anmischen aller handelsüblichen Kapseltypen. Im Sekundenschritt kann die Zeit frei gewählt werden, es stehen 10 Speicherplätze zur Verfügung. Der Mischer arbeitet leise bei minimalen Vibrationen und beschleunigt sofort von 0 auf 4.200 U/Min. Das LED-Display ist einfach und übersichtlich gestaltet. Garantie 2 Jahre.

200 020	Kapselmischer	1 Stck.	€ 299,00
---------	---------------	---------	----------



€ 299,-

**M+W select PRIME LINE TURBINE**

Titanbeschichtete Außenhülle  
 350.000 U/min  
 Lautstärke: max. 55 dB  
 Licht: 40.000 Lux  
 Leistung: 25 Watt  
 4-fach Spray, Keramiklagelager und Hartmetallspannzange  
 Gewicht: 69 g  
 Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm  
 Thermodesinfizierbar und autoklavierbar  
 Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverlängerung auf die Arbeitszeit. Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen.

200 040	HP21KL für Multiflex Kupplung (1.)	1 Stck.	€ 695,00
200 041	HP21NL für NSK Kupplung (2.)	1 Stck.	€ 695,00
200 042	HP21SL für Sirona Kupplung (3.)	1 Stck.	€ 695,00
200 043	HP21WL für W&H Kupplung (4.)	1 Stck.	€ 695,00



**M+W select ECO LINE TURBINE**

Chrombeschichtete Oberfläche  
 320.000 U/min  
 Lautstärke: max. 62 dB  
 Ausleuchtung über einen Glasfaserlichtstab  
 Leistung: 24 Watt  
 4-fach Spray, Keramiklagelager  
 Gewicht: 63 g  
 Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm  
 Garantie 18 Monate + weitere 12 Monate Garantieverlängerung auf die Arbeitszeit. Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen.

200 045	HE21KL für Multiflex Kupplung (1.)	1 Stck.	€ 395,00
200 046	HE21NL für NSK Kupplung (2.)	1 Stck.	€ 395,00
200 047	HE21SL für Sirona Kupplung (3.)	1 Stck.	€ 395,00
200 048	HE21WL für W&H Kupplung (4.)	1 Stck.	€ 395,00



**M+W select LED SCHNELLKUPPLUNG**

Lichtgeführte Schnellkupplung für den Betrieb von KaVo Turbinen oder Turbinen mit KaVo Anschluss. Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverlängerung auf die Arbeitszeit. Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen.

200 060	KaVo QC6016K 4-Loch (1.)	1 Stck.	€ 169,00
<b>mit Wasserregulierung:</b>			
200 061	KaVo QC6016KW 4-Loch (2.)	1 Stck.	€ 189,00
200 062	Sirona QC6016SW 6-Loch (3.)	1 Stck.	€ 189,00
200 063	NSK QC6016NT 6-Loch (4.)	1 Stck.	€ 126,00



**M+W select WINKELSTÜCKKOPF**

Winkelstückköpfe aus deutscher Fertigung passend für KaVo Masterserie und Intraserie. Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverlängerung auf die Arbeitszeit. Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen.

200 055	LCH11 blauer Punkt (1.), Übertragung 1:1	1 Stck.	€ 185,00
200 056	LCH21 grüner Punkt (2.), Untersetzung 2:1	1 Stck.	€ 185,00



**M+W select** ECO LINE HAND- UND WINKELSTÜCKE

Glasablichtleiter (40.000 Lux) mit glatter, chrombeschichteter Außenhülle. Thermodesinfizierbar und autoklavierbar. Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverlängerung auf die Arbeitszeit. Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen.

ECO LINE Winkelstücke mit Licht:			
200 050	LE15L rot, Übersetzung 1:5, FG-Schaft, 200.000 U/min, 3-fach Spray (1.)	1 Stck.	€ 595,00
200 051	LE11L blau, Übertragung 1:1, WST-Schaft, 40.000 U/min., einzelne Sprühöffnung (2.)	1 Stck.	€ 395,00
200 052	LE21L grün, Untersetzung 2:1, Unterteil blauer Ring, Kopf grüner Punkt, WST-Schaft, 20.000 U/min., einzelne Sprühöffnung (3.)	1 Stck.	€ 395,00
ECO LINE Handstück ohne Licht:			
200 053	LE01 blau, Übertragung 1:1, HP Fräser, 40.000 U/min., einzelne Sprühöffnung (4.)	1 Stck.	€ 250,00



ab € 250,-

**M+W select** UNIVERSALSPRAY

Pflegespray für Turbinen-, Hand- und Winkelstücke.

037 712	Dose, 500 ml	1 Dose	€ 16,95
	ab 6 Dosen	je Dose	€ 15,95
100 704	Universaladapter (1.) für Intramatic-Anschluss aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C	1 Stck.	€ 6,50
100 705	Adapter Z (2.) Zusatzadapter für Winkelstückköpfe aus Kunststoff	1 Stck.	€ 2,80
100 706	Turbinenadapter (3.) für W+H-Turbinen, aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C	1 Stck.	€ 6,50
100 707	Turbinenadapter (4.) für KaVo-Turbinen (Multiflex-Anschluss) aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C	1 Stck.	€ 6,50



ab € 15,95

**M+W select** INSTRUMENTENSTÄNDER

Aus rostfreiem Stahl, für 3 Turbinenwinkelstücke und 12 Hand- oder Winkelstücke.

000 670	Instrumentenständer*	1 Stck.	€ 48,80
082 880	Zellstoff-Auflagen, 100 Stck.	1 Stck.	€ 27,95
000 690	Einsatz für Turbinenwinkelstücke	1 Stck.	€ 5,25

\* Zellstoffauflage ist im Lieferumfang nicht enthalten.



€ 48,80

**M+W select** T-ÖLSPRAY

Zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen.

100 703	Dose, 250 ml	1 Dose	€ 19,40
	ab 6 Dosen	je Dose	€ 18,40

ab € 18,40



**M+W select** KOMFORT ZAHNBÜRSTE

Mit ergonomischem, rutschfestem Gummigriff und flexiblen Hals. Weiche Außen-Stimulatoren massieren sanft das Zahnfleisch.

200 847	Komfort Zahnbürste	1 Stck.	€ 1,19
	ab 12 Stck.	je Stck.	€ 1,09
	ab 24 Stck.	je Stck.	€ 0,99



NEU

ab € 0,99

**M+W select** KINDERZAHNBÜRSTE

Kinderzahnbürste mit kindgerechtem Griff für einen sicheren Halt. Weiche Borsten für eine schonende und gründliche Reinigung.

200 845	grün	1 Stck.	€ 0,49
200 846	pink	1 Stck.	€ 0,49
	ab 10 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 0,45



NEU

ab € 0,45

**M+W select** ZAHNBÜRSTE

Zahnbürste mit integriertem Zungenreiniger auf der Kopfrückseite. Das schräg stehende Borstenfeld sorgt für eine gründliche Reinigung auch in schwer zugänglichen Bereichen. Der gepolsterte und ergonomisch geformte Griff gewährleistet einen sicheren Halt.

059 810	grün	1 Stck.	€ 1,09
059 811	blau	1 Stck.	€ 1,09
059 812	pink	1 Stck.	€ 1,09
059 813	gelb	1 Stck.	€ 1,09
	ab 12 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 0,99
	ab 24 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 0,89



ab € 0,89

**M+W select** EINMALZAHNBÜRSTE ULTRAFRESH

3-reihige Einmalzahnbürste mit Zahnpasta imprägniert, schlanker ovaler Bürstenkopf. Einzeln verpackt.

100 Stck.:			
400 820	dunkelblau	1 Pckg.	€ 13,95
400 821	grün	1 Pckg.	€ 13,95
400 822	orange	1 Pckg.	€ 13,95
400 823	pink	1 Pckg.	€ 13,95
400 824	gelb	1 Pckg.	€ 13,95
400 825	Mix, sortiert in den Farben blau, orange, gelb, grün	1 Pckg.	€ 13,95
	ab 3 Pckgn. einer Variante	je Pckg.	€ 13,50
	ab 5 Pckgn. einer Variante	je Pckg.	€ 11,95



ab € 11,95

**M+W select** EINBÜSCHELBRÜSTE

Mit spitz zulaufenden Borsten für die optimale Pflege von schwer erreichbaren Stellen, zur Pflege des Zahnfleischrandes, für sehr große Zahnzwischenräume, bei Zahnfehlstellungen, für Zahnersatz und Brackets.


<b>200 849</b>	Einbüschelbürste	1 Stck.	€ 1,20
	ab 12 Stck.	je Stck.	€ 1,09



**M+W select** INTERDENTALREINIGER

Eigenschaften: Spiralbürsten mit Drahtgriff zur Reinigung von Zahnzwischenräumen.

<b>005 858</b>	schmal, Ø 2 mm, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 2,80
<b>005 859</b>	mittel, Ø 4 mm, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 2,80
<b>005 860</b>	breit, Ø 6 mm, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 2,80
	ab 10 Pckg.	1 Pckg.	€ 2,50
	ab 20 Pckg.	1 Pckg.	€ 2,20



**M+W select** INTERDENTALBRÜSTEN

Zur Reinigung der Zahnzwischenräume, Nylon. Der praktische Kunststoffhalter erleichtert das Handling der Interdentalbürsten, die Bürsten werden einfach eingeklemmt, nicht autoklavierbar.

<b>zylindrisch, 10 Stck.:</b>			
<b>000 865</b>	rot, Ø 2,2 mm	1 Pckg.	€ 2,45
<b>000 866</b>	blau, Ø 2,8 mm	1 Pckg.	€ 2,45
<b>konisch, 10 Stck.:</b>			
<b>000 867</b>	rot, Ø 2,2 – 4 mm	1 Pckg.	€ 2,45
<b>000 868</b>	blau, Ø 3 – 6 mm	1 Pckg.	€ 2,45
	ab 5 Pckgn. einer Ausführung	je Pckg.	€ 2,30
	ab 10 Pckgn. einer Ausführung	je Pckg.	€ 2,15
<b>000 869</b>	Interdentalbürstenhalter	1 Stck.	€ 1,85
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 1,60
	ab 20 Stck.	je Stck.	€ 1,45
<b>Set:</b>			
1 Interdentalbürstenhalter, je 1 Interdentalbürste zylindrisch rot Ø 2,2 mm, zylindrisch blau Ø 2,8 mm, konisch rot Ø 2,2 – 4 mm, konisch blau Ø 3 – 6 mm			
<b>000 870</b>		1 Pckg.	€ 2,25



**M+W select** INTERDENTALBRÜSTEN COMFORT

Zur Reinigung der Zahnzwischenräume. Mit ergonomischem Griff für eine bessere Handhabung. Die zylindrischen Nylonbürsten sind an einem feinen und starren Metalldraht befestigt, der zum Schutz der Zahnoberflächen oder Implantaten mit einem Plastikmantel überzogen ist. Eine Kappe schützt die Nylonborsten und macht die Interdentalbürste zum idealen Begleiter auch außer Haus. Bei Bedarf kann die Kappe auf den Griff gesteckt werden und dient dann zur Verlängerung der Interdentalbürste.

<b>Praxis-Kit:</b>			
180 Bürsten, je Größe 20 Bürsten mit Schutzkappe			
<b>000 879</b>	(außer bei lila und grau)	1 Pckg.	€ 83,50
<b>8 Bürsten und Schutzkappen:</b>			
<b>000 889</b>	weiß, superfein-soft, Ø Bürste/Draht 1,6/0,40 mm	1 Pckg.	€ 4,20
<b>000 881</b>	pink, xxxx-fein, Ø Bürste/Draht 1,8/0,42 mm	1 Pckg.	€ 4,20
<b>000 882</b>	orange, xxx-fein, Ø Bürste/Draht 2,0/0,44 mm	1 Pckg.	€ 4,20
<b>000 883</b>	rot, xx-fein, Ø Bürste/Draht 2,5/0,45 mm	1 Pckg.	€ 4,20
<b>000 884</b>	blau, x-fein, Ø Bürste/Draht 3,0/0,45 mm	1 Pckg.	€ 4,20
<b>000 885</b>	gelb, fein, Ø Bürste/Draht 3,5/0,57 mm	1 Pckg.	€ 4,20
<b>000 886</b>	grün, mittel, Ø Bürste/Draht 5,0/0,57 mm	1 Pckg.	€ 4,20
<b>000 887</b>	lila, groß, Ø Bürste/Draht 6,0/0,77 mm	1 Pckg.	€ 4,20
<b>000 888</b>	grau, x-groß, Ø Bürste/Draht 9,0/1,06 mm	1 Pckg.	€ 4,20
	ab 10 Pckgn. einer Stärke	je Pckg.	€ 3,60



**M+W select** SOFT STICKS

Interdentalreiniger für eine einfache und effiziente Entfernung von Plaque in den Zahnzwischenräumen. Die elastischen Silikonborsten gleiten sanft in den Interdentalraum und massieren zugleich das Zahnfleisch. Einfache Anwendung auch bei KFO Apparaturen. Umweltfreundliche Verpackung.

200 848 Soft Sticks, 32 Stck. 1 Pckg. € 2,49



**M+W select** ZUNGENREINIGER

Die Kombination mit den 2-reihigen Borsten und den 3 weichen Schaber ermöglicht eine sanfte und gründliche Reinigung der Zungenoberfläche. Der rutschfeste Griff sorgt für eine gute Handhabung.

200 825 Zungenreiniger 1 Stck. € 1,60  
 ab 10 Stck. je Stck. € 1,45  
 ab 30 Stck. je Stck. € 1,10



**M+W select** ORTHOFLOSS MINT

Zahnseide mit flauschigem Mittelteil speziell für die Reinigung von großen Zahnzwischenräumen, Zahnspangen, Implantaten und unter Brückenteilen. Die gewachsten, feinen Anfang- und Endstücke können zur herkömmlichen Zahnzwischenraumreinigung verwendet werden. Sehr dezenter Minzgeschmack, fasert nicht aus.

000 872 Dispenser mit 50 Einheiten 1 Rolle € 1,69  
 ab 10 Rollen je Rolle € 1,59  
 ab 20 Rollen je Rolle € 1,49



**M+W select** ZAHNSEIDEN

M+W Zahnseide mit Abschneidevorrichtung, Mintgeschmack. M+W Riser Zahnseide, für empfindliches Zahnfleisch, gründliche Reinigung und Plaqueentfernung auch bei größeren Interdentalräumen.

**Zahnseide, reißfest:**  
 000 875 gewachst, 25 m 1 Pckg. € 1,95  
 000 876 ungewachst, 25 m 1 Pckg. € 1,95  
**Riser Zahnseide:**  
 000 877 leicht gewachst, 15 m 1 Pckg. € 1,95  
 ab 10 Pckgn. einer Ausführung je Pckg. € 1,60  
 ab 20 Pckgn. einer Ausführung je Pckg. € 1,30





ab € 7,10



**M+W select** HEXAGUM 0,12%

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,12% Chlorhexidinguconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Ideal als Präventivmaßnahme vor jeder zahnärztlichen Behandlung einsetzbar. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.

100 880	Flasche, 500 ml	1 Fl.	€ 7,60
	ab 5 Flaschen	je Fl.	€ 7,10
100 881	PET-Flasche, 5 l (ohne Pumpe)	1 Fl.	€ 23,45
	Dosierpumpe für 5 l		
100 884	PET-Flasche	1 Stck.	€ 6,30

**M+W select** HEXAGUM FORTE 0,2%

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,2% Chlorhexidinguconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.

100 882	Flasche, 100 ml	1 Fl.	€ 2,70
	ab 20 Flaschen	je Fl.	€ 2,40
	Flasche, 500 ml		
100 883	mit Dosierpumpe	1 Fl.	€ 8,90
	ab 5 Flaschen	je Fl.	€ 7,90

ab € 2,40



ab € 6,95



**M+W select** GUMCARE

Kosmetische Mundspüllösung für die professionelle Pflege und Reinigung des Mund- und Rachenbereichs. Erzeugt einen frischen Atem und trägt aufgrund der antibakteriellen Wirkung dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und zu erhalten. Optimal geeignet für die Spülung vor Beginn der Behandlung.

**Wirkstoff:** 0,1% Benzalkoniumchlorid, alkohol- und fluoridfrei, daher auch für Kinder und Jugendliche geeignet.

100 875	Flasche, 300 ml	1 Fl.	€ 6,95
100 876	PET-Flasche, 5 l (ohne Pumpe)	1 Fl.	€ 28,80
	Dosierpumpe für 5 l		
100 884	PET-Flasche	1 Stck.	€ 6,30

**M+W select** ORTHO BOX

Stoßsichere Plastikbox mit Luftlöchern für KFO-Apparaturen, prothetische Arbeiten u.a. Maße: B 80 x L 80 x H 43 mm. Zusätzlich sind Bänder mit abnehmbarer Schnalle und Sicherheitsverschluss für die Boxen erhältlich.

198 015	weiß	1 Stck.	€ 1,60
198 016	pink	1 Stck.	€ 1,60
198 017	blau	1 Stck.	€ 1,60
198 018	rot	1 Stck.	€ 1,60
198 096	neongelb-grün	1 Stck.	€ 1,60
198 097	grün	1 Stck.	€ 1,60
	ab 10 Stck. einer Farbe	je Stck	€ 1,50
	ab 20 Stck. einer Farbe	je Stck	€ 1,40
<b>Band für Ortho Box:</b>			
759 030	rot	1 Stck.	€ 1,00
759 031	apfelgrün	1 Stck.	€ 1,00
759 032	royalblau	1 Stck.	€ 1,00
759 033	schwarz	1 Stck.	€ 1,00
759 034	weiß	1 Stck.	€ 1,00
	ab 10 Stck. einer Farbe	je Stck	€ 0,85
	ab 20 Stck. einer Farbe	je Stck	€ 0,79

ab € 1,40



ab € 0,79



ab € 0,85



**M+W select** ZAHNSPANGENBOX

Stoßsichere Plastikbox. Maße: B 7,8 x L 7,3 x H 3 cm.

998 015	weiß	1 Stck.	€ 1,05
998 016	pink	1 Stck.	€ 1,05
998 017	blau	1 Stck.	€ 1,05
998 018	grün	1 Stck.	€ 1,05
998 019	neongelb-grün	1 Stck.	€ 1,05
	ab 10 Stck. einer Farbe	je Stck	€ 0,95
	ab 20 Stck. einer Farbe	je Stck	€ 0,85

**M+W select** PROTHESENBÜRSTE

Prothesenbürste mit 2 Bürstenköpfen. Das große plane Borstenfeld ist für die gründliche Reinigung der Außenbögen. Das kleine spitz zulaufende Borstenfeld für die schwer zugänglichen Stellen innerhalb der Innenbögen.

200 820	Prothesenbürste	1 Stck.	€ 1,90
	ab 10 Stck. je Stck.	je Stck	€ 1,60

ab € 1,60

NEU



**M+W select** MINIATUR ZAHNREINIGUNGS-  
BÜRSTEN

Nicht sterilisierbar, nicht thermodesinfizierbar, für Winkelstück.  
Einfachen Unterscheidung durch unterschiedlichen Farben.


Packung, 10 Stck.:			
200 875	Nylon pink, soft	1 Pckg.	€ 8,95
200 876	Nylon blau, mittel	1 Pckg.	€ 8,95
200 877	Nylon weiß, hart	1 Pckg.	€ 8,95
200 878	Nylon weiß, soft	1 Pckg.	€ 8,95
Großpackung, 100 Stck.:			
200 879	Nylon pink, soft	1 Pckg.	€ 62,90
200 880	Nylon blau, mittel	1 Pckg.	€ 62,90
200 881	Nylon weiß, hart	1 Pckg.	€ 62,90
200 882	Nylon weiß, soft	1 Pckg.	€ 62,90



**M+W select** PROPHY-POLIERER

Latexfreie Polierer mit Lamellen für eine gründliche Reinigung  
und Politur.

Montiert für Winkelstück, 10 Stck.:			
200 885	blau, soft	1 Pckg.	€ 4,10
200 886	lila, mittel	1 Pckg.	€ 4,10
200 887	gelb, hart	1 Pckg.	€ 4,10
Montiert für Winkelstück, 100 Stck.:			
200 888	blau, soft	1 Pckg.	€ 33,00
200 889	lila, mittel	1 Pckg.	€ 33,00
200 890	gelb, hart	1 Pckg.	€ 33,00
Zum Aufstülpen (Snap-on) auf Mandrell, 10 Stck.:			
200 891	blau, soft	1 Pckg.	€ 2,50
200 892	lila, mittel	1 Pckg.	€ 2,50
200 893	gelb, hart	1 Pckg.	€ 2,50
Snap-on Mandrell für 200 833 Winkelstück, 10 Stck.		1 Pckg.	€ 11,65



**M+W select** PROPHYLAXEPASTE

Reinigungs- und Polierpaste für die professionelle Zahnreinigung  
mit Fluorid und angenehmem Minzgeschmack. Dank optimaler  
thixotroper Eigenschaften lässt sie sich perfekt applizieren und  
spritzt nicht.

Es stehen 4 Körnungen zur Auswahl:

- RDA 250: bei starken Belägen und Rauigkeiten
- RDA 170: bei mittleren Verfärbungen und Belägen
- RDA 120: bei geringen Belägen und Verfärbungen
- RDA 40: extra fein für die Endpolitur

Tube 60 ml/ 100 g:			
200 860	RDA 250 blau	1 Tube	€ 9,95
200 861	RDA 170 grün	1 Tube	€ 9,95
200 862	RDA 120 rosa	1 Tube	€ 9,95
200 863	RDA 40 gelb	1 Tube	€ 9,95
ab 3 Tuben einer Ausführung		je Tube	€ 9,40



ab € 9,40

 PULVERSTRAHLGERÄT

Ergonomische Form, sehr leicht und kompakt, 360 Grad drehbares RotaGrip System für ein sicheres und einfaches Arbeiten. 24 Monate Garantie.

200 074	KaVo Anschluss	1 Stck.	€ 569,00
200 075	Sirona Anschluss	1 Stck.	€ 569,00



**NEU** ab € 569,-

 PROPHY TOP

Weiterentwicklung des bewährten M+W Prophylaxepulvers für eine noch bessere und effektivere Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Nur für die supragingivale Anwendung, auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße 43 µm. Darreichungsform in praktischer 300 g Flasche.

Flasche 300 g:			
100 887	Zitrone	1 Fl.	€ 19,90
100 888	Minze	1 Fl.	€ 19,90
	ab 4 Flaschen je Geschmack	je Fl.	€ 17,90



ab € 17,90

 PROPHY PERIO

Prophylaxepulver auf Basis von natürlichen Zuckern (nicht-kariogen) für sub- und supragingivale Anwendung.

**Subgingivale Anwendung:** Entfernung von periodontalen Biofilmen, Implantatreinigung.

**Supragingivale Anwendung:** Entfernung von supragingivalen Biofilmen und Verfärbungen um den Sulkus, Entfernung von Verfärbungen in empfindlichen Bereichen, Politur der Zähne.

Eine Endpolitur ist überflüssig. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße 15 µm. Darreichungsform in praktischer 120 g Flasche, neutraler Geschmack.

100 891	Flasche, 120 g	1 Fl.	€ 17,20
	ab 4 Flaschen	je Fl.	€ 15,50



ab € 15,50

 FISSURENVERSIEGLER

Lichthärtendes, weißes Composite für die Fissuren-Versiegelung mit kontinuierlicher Freisetzung von Fluorid.

200 135	2 x 2 ml Spritzen, 6 Applikationskanülen	1 Stck.	€ 20,90
---------	---------------------------------------------	---------	---------



**NEU** € 20,90

**M+W select** WHITENING STAR HOME

Kosmetische Zahnaufhellung in Verbindung mit laborgefertigten Schienen zur Erstanwendung in der Praxis und Weiterverwendung durch den Patienten zuhause.

Je nach gewünschter Tragedauer

stehen 2 Konzentrationen zur Verfügung:

10% – für eine Tragedauer von 4 Stunden oder über Nacht.

16% – für eine Tragedauer von 3 Stunden oder über Nacht.

Das Gel ist hochviskos und dank des Minzgeschmacks angenehm für den Patienten. Die Spritzen sind wiederverschließbar. Ab Herstellungsdatum 18 Monate ungekühlt / 36 Monate gekühlt haltbar.

4 x 1,2 ml Spritzen  
mit wiederverschließbarer Kappenkanüle:

000 892	10%	1 Pckg.	€ 19,80
000 893	16%	1 Pckg.	€ 19,80
	ab 3 Pckgn. einer Konzentration	je Pckg.	€ 18,80
	ab 5 Pckgn. einer Konzentration	je Pckg.	€ 17,80

ab € 17,80



**M+W select** POWER WHITENING XTRA 38%

38% Hydrogen-Peroxid geeignet für die medizinische Aufhellung stark verfärbter Zähne. Gründe für solche Verfärbungen von Schmelz und Dentin können Krankheiten, Verletzungen, medizinische Behandlungen oder ein übermäßiges Eindringen von Farbstoffen sein. Diese Fälle erfordern spezielle medizinische Maßnahmen um ein gesundes Erscheinungsbild der Zähne wiederherzustellen. Dank der Doppelmischspritze entfällt manuelles Anmischen und verbleibendes Material in der Spritze kann für weitere Patienten angewendet werden. Der lichthärtende Gingiva-Protector gewährleistet einen sicheren Schutz des Zahnfleisches, das rot eingefärbte Bleachinggel sorgt für einen guten Kontrast. Ab Herstellungsdatum gekühlt 18 Monate haltbar. Verwendung nur bei medizinischer Indikation in der Zahnarztpraxis bei Patienten über 18 Jahre.

000 891	2,5 ml Doppelmischspritze, 2 Mischkanülen, 1,5 g Gingiva Protector mit 2 Applikationskanülen	1 Pckg.	€ 39,90
259 113	Mischkanülen blau für Bleaching, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 7,90

€ 39,90



**M+W select** XYLOBLEACH

35% Hydrogen-Peroxid Konzentration für die medizinische Aufhellung verfärbter Zähne ebenso für endodontisch behandelte Zähne. Der Zusatz Xylitol hat eine plaquereduzierende Wirkung und hemmt die Kariesbildung. Dank hohem Peroxidgehalt erzielt man eine schnelle und zuverlässige Aufhellung mit einem langanhaltenden Ergebnis. Durch den neutralen pH-Wert ist das Material dabei zahnschonend. Der Gingiva Protector gewährleistet einen sicheren Schutz des Zahnfleisches. Dank Automix-System entfällt manuelles Anmischen, das Material hat eine homogene Qualität und durch die rote Farbe einen guten Kontrast zum Zahn. Ab Herstellungsdatum gekühlt 17 Monate haltbar.

000 898	5 g Automix-Spritze, 3 Mischkanülen, 1,5 g Gingiva Protector, 3 Applikationstips	1 Pckg.	€ 49,90
---------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------



NEU € 49,90

**M+W select** WURZELKANALINSTRUMENTE

Hochwertige und maßgenau verarbeitete Instrumente. Sie haben eine sehr gute Schneidleistung und eine hohe Bruchsicherheit. Die Instrumente sind farbcodiert nach ISO-Größen und sterilisierbar bis 134 °C. Der Griff ist rutschfest durch zusätzliche Längsstege. 6 Instrumente mit Silikonstopper.

	21 mm	25 mm
<b>Wurzelkanalbohrer</b>		
08	200 621	200 632
10	200 622	200 633
15	200 623	200 634
20	200 624	200 635
25	200 625	200 636
30	200 626	200 637
35	200 627	200 638
40	200 628	200 639
45	200 629	200 640
50	200 630	200 641
15-40	-	200 631
je 6 Stck.	€ 6,75	€ 6,75

	21 mm	25 mm
<b>Wurzelkanalfeilen</b>		
08	200 642	200 653
10	200 643	200 654
15	200 644	200 655
20	200 645	200 656
25	200 646	200 657
30	200 647	200 658
35	200 648	200 659
40	200 649	200 660
45	200 650	200 661
50	200 651	200 662
15-40	-	200 652
je 6 Stck.	€ 6,75	€ 6,75

	21 mm	25 mm
<b>Hedströmfeilen</b>		
08	200 600	200 610
10	200 601	200 611
15	200 602	200 612
20	200 603	200 613
25	200 604	200 614
30	200 605	200 615
35	200 606	200 616
40	200 607	200 617
45	200 608	200 618
50	200 609	200 619
15-40	-	200 620
je 6 Stck.	€ 6,75	€ 6,75



**M+W select** ENDO-SPÜLKANÜLEN

Für Luer- bzw. Luer-Lock-Spritzen, stumpf, biegsam, steril.

100 Stck.:		
059 506	23 mm, Ø 0,3 mm, gelb (1.)	je Pckg. € 12,20
	ab 3 Pckgn.	je Pckg. € 11,70
059 507	23 mm, Ø 0,4 mm, grau (2.)	je Pckg. € 10,20
	ab 3 Pckgn.	je Pckg. € 9,60
059 508	38 mm, Ø 0,5 mm, orange (3.)	je Pckg. € 8,40
	ab 3 Pckgn.	je Pckg. € 7,90



**M+W select** ENDO MESSSYSTEM

Aus Edelstahl mit seidenmatter Oberfläche, inkl. Deckel, für 11 Endo-Instrumente zur exakten Längeneinstellung und Steril-Aufbewahrung von Wurzelkanalinstrumenten. M+W bietet einen Staffelpreis an, da viele Praxen das System individuell für eine Wurzelbehandlung bestücken.


000 684	Endo Messsystem	1 Stck.	€ 32,60
	ab 3 Stck.	je Stck.	€ 31,60
	ab 6 Stck.	je Stck.	€ 30,60



**M+W select** ENDO MESSBLOCK

Zur Längeneinstellung von Endo-Instrumenten, Papierspitzen, Guttapercha- und Silberstiften. Abmessungen: 103 x 25 x 32 mm. Autoklavierbar bis 134 °C.

400 680	Endo Messblock	1 Stck.	€ 9,50
---------	----------------	---------	--------



NEU € 9,50

**M+W select** PAPIERSPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, sterilisiert, 28 mm lang.

**Taper 02, 200 Stck.:**

100 644	ISO 15, weiß	1 Pckg.	€ 5,15
100 645	ISO 20, gelb	1 Pckg.	€ 5,15
100 646	ISO 25, rot	1 Pckg.	€ 5,15
100 647	ISO 30, blau	1 Pckg.	€ 5,15
100 648	ISO 35, grün	1 Pckg.	€ 5,15
100 649	ISO 40, schwarz	1 Pckg.	€ 5,15
100 650	ISO 15-40 sortiert	1 Pckg.	€ 5,15

**Taper 02, 120 Stck.:**

100 651	ISO 45, weiß	1 Pckg.	€ 5,15
100 652	ISO 50, gelb	1 Pckg.	€ 5,15
100 653	ISO 55, rot	1 Pckg.	€ 5,15
100 654	ISO 60, blau	1 Pckg.	€ 5,15
100 655	ISO 70, grün	1 Pckg.	€ 5,15
100 656	ISO 80, schwarz	1 Pckg.	€ 5,15
100 657	ISO 45-80 sortiert	1 Pckg.	€ 5,15

**Taper 04, 60 Stck.:**

200 670	ISO 15, weiß	1 Pckg.	€ 5,15
200 671	ISO 20, gelb	1 Pckg.	€ 5,15
200 672	ISO 25, rot	1 Pckg.	€ 5,15
200 673	ISO 30, blau	1 Pckg.	€ 5,15
200 674	ISO 35, grün	1 Pckg.	€ 5,15
200 675	ISO 40, schwarz	1 Pckg.	€ 5,15
200 676	ISO 15-40 sortiert	1 Pckg.	€ 5,15

**Taper 06, 60 Stck.:**

200 677	ISO 15, weiß	1 Pckg.	€ 5,15
200 678	ISO 20, gelb	1 Pckg.	€ 5,15
200 679	ISO 25, rot	1 Pckg.	€ 5,15
200 680	ISO 30, blau	1 Pckg.	€ 5,15
200 681	ISO 35, grün	1 Pckg.	€ 5,15
200 682	ISO 40, schwarz	1 Pckg.	€ 5,15
200 683	ISO 15-40 sortiert	1 Pckg.	€ 5,15

€ 5,15



**M+W select** GUTTAPERCHASPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, 28 mm lang, röntgensichtbar, formstabil und gewebeverträglich.

**Taper 02, 100 Stck.:**

100 630	ISO 15, weiß	1 Pckg.	€ 7,05
100 631	ISO 20, gelb	1 Pckg.	€ 7,05
100 632	ISO 25, rot	1 Pckg.	€ 7,05
100 633	ISO 30, blau	1 Pckg.	€ 7,05
100 634	ISO 35, grün	1 Pckg.	€ 7,05
100 635	ISO 40, schwarz	1 Pckg.	€ 7,05
100 636	ISO 15-40 sortiert	1 Pckg.	€ 7,05
100 637	ISO 45, weiß	1 Pckg.	€ 7,05
100 638	ISO 50, gelb	1 Pckg.	€ 7,05
100 639	ISO 55, rot	1 Pckg.	€ 7,05
100 640	ISO 60, blau	1 Pckg.	€ 7,05
100 641	ISO 70, grün	1 Pckg.	€ 7,05
100 642	ISO 80, schwarz	1 Pckg.	€ 7,05
100 643	ISO 45-80 sortiert	1 Pckg.	€ 7,05

**Taper 04, 60 Stck.:**

200 684	ISO 15, weiß	1 Pckg.	€ 7,05
200 685	ISO 20, gelb	1 Pckg.	€ 7,05
200 686	ISO 25, rot	1 Pckg.	€ 7,05
200 687	ISO 30, blau	1 Pckg.	€ 7,05
200 688	ISO 35, grün	1 Pckg.	€ 7,05
200 689	ISO 40, schwarz	1 Pckg.	€ 7,05
200 690	ISO 15-40 sortiert	1 Pckg.	€ 7,05

**Taper 06, 60 Stck.:**

200 691	ISO 15, weiß	1 Pckg.	€ 7,05
200 692	ISO 20, gelb	1 Pckg.	€ 7,05
200 693	ISO 25, rot	1 Pckg.	€ 7,05
200 694	ISO 30, blau	1 Pckg.	€ 7,05
200 695	ISO 35, grün	1 Pckg.	€ 7,05
200 696	ISO 40, schwarz	1 Pckg.	€ 7,05
200 697	ISO 15-40 sortiert	1 Pckg.	€ 7,05



€ 7,05

 PERMAROOT

Wurzelfüllmaterial auf Basis Epoxid-Amin Chemie. Durch die vernetzten Strukturen ist das Material extrem belastbar und verschleißt dicht und dauerhaft. Permaroot ist röntgensichtbar, dimensionsstabil und frei von Iodoform und Paraformaldehyd. Durch die mikrobizide Wirkung schützt es vor einer Reinfektion. Einfaches Anmischen und Applizieren dank Doppelkammerspritze.

100 300	5 ml Doppelkammerspritze	1 Pckg.	€ 28,90
100 301	Mischkanülen, 25 Stck.	1 Pckg.	€ 14,90
100 302	Endo-Tips, 25 Stck.	1 Pckg.	€ 6,30



€ 28,90



€ 7,05

 SCHAUMSTOFFEINSÄTZE

198 634	Höhe 1 cm, Ø 5 cm, 25 Stck. passend für Clean Stand,	1 Pckg.	€ 7,05
198 629	Höhe 0,5 cm, Ø 5 cm, 50 Stck., passend für Clin Grip und Interim-Stand	1 Pckg.	€ 7,05
198 628	Höhe 1 cm, Ø 6,5 cm, 25 Stck., passend für Twin-Bloc	1 Pckg.	€ 7,05

 PIN-PINZETTE

Mit geriefter Hohlkehle zum besseren Greifen von Pins, Papier- und Guttaperchaspitzen.

000 616	Pin-Pinzette	1 Stck.	€ 18,90
---------	--------------	---------	---------



€ 18,90



€ 58,50

 ENDO-EX

Sehr grazile, rostfreie Zange zum Entfernen von abgebrochenen Wurzelkanalinstrumenten, Silberstiften, feinen Knochen- und Wurzelsplitttern.

040 694	Endo-Ex	1 Stck.	€ 58,50
---------	---------	---------	---------

**M+W select** SCHUBLADENTRAYS

Schubladeneinsätze passend für Standard Schubladen in der Praxiseinrichtung. Gefertigt aus hochwertigem, schlagfesten Kunststoff. Farbe cremeweiß.

Einsatz flach (31 x 41 x 2 cm):		
559 060	mit 4 Einteilungen	1 Stck. € 29,45
559 063	für 34 Instrumente	1 Stck. € 29,45
Einsatz tief (31 x 41 x 8,5 cm):		
559 061	mit 4 Einteilungen	1 Stck. € 29,45
559 062	mit 6 Einteilungen	1 Stck. € 29,45



€ 29,45

€ 2,35



**M+W select** DAPPENGLÄSER

Aus Klarglas. Nicht geeignet für Thermodesinfektion und Sterilisation.

100 030	klar	1 Stck.	€ 2,35
100 031	gelb	1 Stck.	€ 2,35
100 032	rosa	1 Stck.	€ 2,35
100 033	grün	1 Stck.	€ 2,35
100 034	blau	1 Stck.	€ 2,35

**M+W select** UNIVERSAL PAPIERSPENDER

Abschließbarer Falthandtuchspender aus weißem Kunststoff mit Sichtfenster. Fasst bis zu 600 Papierhandtücher. Kann für alle Handtücher mit C- und Zickzack-Faltungen sowie mit Interfold-Faltungen (Adapter hierfür optional erhältlich) verwendet werden. Maße (H x B x T): 36,5 x 27,6 x 13,0 cm.

100 502	Universal Papierspender	1 Stck.	€ 25,90
100 503	Adapter für Interfold Handtücher	1 Stck.	€ 2,05

€ 25,90





**M+W select** HÜLLEN DIN A5

Klare Weichfolie, an zwei Seiten offen, für Karteikarten.

043 403 50 Stck. 1 Pckg. € 18,50

» € 18,50



1

» € 8,15

**M+W select** RECALLKARTEN

Postkarte zur Erinnerung an einen Vorsorgetermin.

50 Stck.:

100 095	Motiv 1 (Mädchen v. Spiegel)	1 Pckg.	€ 8,15
100 096	Motiv 2 (lachendes Baby)	1 Pckg.	€ 8,15
100 097	Motiv 3 („headless“ Frau/Mann)	1 Pckg.	€ 8,15
100 098	Motiv 4 (grüner Mund auf grünem Grund)	1 Pckg.	€ 8,15

2



3

4



**M+W select** PATIENTENTERMINBUCH

Ringlochbindung, 2 Spalten pro Tag, wochentags 7.00 – 20.30 Uhr, samstags 7.00 – 13.30 Uhr, viertelstündliche Unterteilung, viele Infos (Monatsvorschau, Postgebühren, Urlaubsplaner etc.). Format H 31 x B 33 cm – mit Spalten für 2 Behandler.

002 022 Praxisbuch 2022 1 Stck. € 16,90  
002 023 Praxisbuch 2023 verfügbar ab Mai 2022

» € 16,90

# »»» LABOR

CAD/CAM Ronden und Zubehör	90
CAD/CAM Fräser	96
Scanspray	98
Modellherstellung	99
Hilfsmittel für Gips	101
Bohren, Pinnen, Sägen	102
Sockel- und Haftplatten	104
Kleber und Lacke	106
Isolierung und Reiniger	107
Silikone und Dublieren	108
Lichthärtende Geräte und Materialien	111
Tiefziehen	112
Wachsen	114
Modellierinstrumente	120
Gießen	122
Reinigung	124
Strahlen	125
Keramikplatten	126
Brennen	127
Keramikpinsel	128
Kunststofftechnik	130
Haftvermittler und Isolierung	132
Laborzubehör	133
Hartmetallfräser	134
Diamantfräser und Scheiben	136
Sandpapier und Trennscheiben	139
Polieren	140
Filter und Luftdüsen	145
Instrumente	146
Versand und Aufbewahrung	152



QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.


**ZIRCON DISC**

M+W Zircon Disc mit Schulter eignen sich zur Verwendung im Wieland ZenoTec System und in vielen offenen Systemen.

074 937	Ø 98 x 14 mm	1 Stck.	€ 116,50
074 938	Ø 98 x 16 mm	1 Stck.	€ 135,00
074 939	Ø 98 x 18 mm	1 Stck.	€ 151,50
074 940	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 169,00
074 941	Ø 98 x 22 mm	1 Stck.	€ 187,00
074 942	Ø 98 x 25 mm	1 Stck.	€ 209,00

ab € 116,50




**ZIRCON DISC HT**

Hochtransluzentes, isostatisch gepresstes Zirkon. Durch eine hohe Biegefestigkeit können bis zu 14-gliedrige Brückengerüste oder vollanatomische Restaurationen gefertigt werden. Zur Verwendung in vielen offenen Systemen.

274 915	Ø 98 x 14 mm	1 Stck.	€ 116,50
274 916	Ø 98 x 16 mm	1 Stck.	€ 135,00
274 917	Ø 98 x 18 mm	1 Stck.	€ 152,00
274 918	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 171,00
274 919	Ø 98 x 22 mm	1 Stck.	€ 187,00
274 920	Ø 98 x 25 mm	1 Stck.	€ 209,00

ab € 116,50




**ZIRCON DISC UHT**

Isostatisch gepresste Zirkon Disc mit höchster Transluzenz und einer Biegefestigkeit von 600 MPa für bis zu 3-gliedrige Gerüste und vollanatomische Restaurationen. 20% mehr Lichtdurchlässigkeit und über 65% höhere Festigkeitswerte als Lithium Disilikat Glaskeramik.

274 906	Ø 98 x 14 mm	1 Stck.	€ 126,50
274 907	Ø 98 x 16 mm	1 Stck.	€ 145,00
274 908	Ø 98 x 18 mm	1 Stck.	€ 162,00
274 909	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 181,00

ab € 126,50



 ZIRCON DISC HT ML

Hochtransluzente, 9-schichtige Zircon Disc mit hoher Transluzenz und Biegefestigkeit für bis zu 14-gliedrige Gerüste und vollanatomische Restaurationen. Die Biegefestigkeit liegt bei ca. 1100 MPa. Im Produktionsprozess werden 5 Schichten voreingefärbtes Zircon-Pulver übereinander gelegt, zwischen denen sich vier Übergangsschichten bilden. Dadurch wird ein extrem natürlicher Farbverlauf für wundervoll lebendige und natürlich wirkende Restaurationen erreicht.

Farbe	Ø 98 x 14 mm	Ø 98 x 16 mm	Ø 98 x 18 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 25 mm
A1	274 801	274 817	274 833	274 849	274 865
A2	274 802	274 818	274 834	274 850	274 866
A3	274 803	274 819	274 835	274 851	274 867
A3,5	274 804	274 820	274 836	274 852	274 868
A4	274 805	274 821	274 837	274 853	274 869
B1	274 806	274 822	274 838	274 854	274 870
B2	274 807	274 823	274 839	274 855	274 871
B3	274 808	274 824	274 840	274 856	274 872
B4	274 809	274 825	274 841	274 857	274 873
C1	274 810	274 826	274 842	274 858	274 874
C2	274 811	274 827	274 843	274 859	274 875
C3	274 812	274 828	274 844	274 860	274 876
C4	274 813	274 829	274 845	274 861	274 877
D2	274 814	274 830	274 846	274 862	274 878
D3	274 815	274 831	274 847	274 863	274 879
D4	274 816	274 832	274 848	274 864	274 880
1 Stck.	€ 169,00	€ 187,00	€ 209,00	€ 229,00	€ 278,00



ab € 169,-

 ZIRCON DISC UHT ML

Hochtransluzente, 9-schichtige Zircon Disc mit höchster Transluzenz und einer Biegefestigkeit von 600 Mpa für 3-gliedrige Gerüste und voll- anatomische Restaurationen, mit Schulter. Im Produktionsprozess werden 5 Schichten voreingefärbtes Zircon-Pulver übereinander gelegt, zwischen denen sich vier Übergangsschichten bilden. Dadurch wird ein extrem natürlicher Farbverlauf für wundervoll lebendige und natürlich wirkende Restaurationen erreicht. 20% mehr Lichtdurchlässigkeit und über 65% höhere Festigkeitswerte als Lithium Disilikat Glaskeramik.

Farbe	Ø 98 x 14 mm	Ø 98 x 16 mm	Ø 98 x 18 mm	Ø 98 x 20 mm
A1	274 948	274 949	274 950	274 951
A2	274 952	274 953	274 954	274 955
A3	274 956	274 957	274 958	274 959
A3,5	274 761	274 771	274 781	274 791
A4	274 762	274 772	274 782	274 792
B1	274 960	274 961	274 962	274 963
B2	274 964	274 965	274 966	274 967
B3	274 763	274 773	274 783	274 793
B4	274 764	274 774	274 784	274 794
C1	274 765	274 775	274 785	274 795
C2	274 968	274 969	274 970	274 971
C3	274 766	274 776	274 786	274 796
C4	274 767	274 777	274 787	274 797
D2	274 768	274 778	274 788	274 798
D3	274 769	274 779	274 789	274 799
D4	274 770	274 780	274 790	274 800
1 Stck.	€ 189,00	€ 219,80	€ 242,00	€ 264,00



ab € 189,-

**M+W select** ZIRCON DISC FUSION


Multidimensionales, 9-schichtiges, hochtransluzentes Zirconiumoxid. Im Produktionsprozess werden 5 Schichten voreingefärbte Tosoh Zirconiumdioxid Pulver unterschiedlicher Biegefestigkeit ( $\geq 600 - 1100$  MPa) übereinandergelegt, wobei 4 Übergangsschichten gebildet werden. Das Resultat ist ein extrem natürlicher Farbverlauf für lebendige, ästhetische Restaurationen mit bis zu 14 Gliedern.

Farbe	Ø 98 x 14 mm	Ø 98 x 16 mm	Ø 98 x 18 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 25 mm
A1	274 574	274 590	274 606	274 622	274 638
A2	274 575	274 591	274 607	274 623	274 639
A3	274 576	274 592	274 608	274 624	274 640
A3,5	274 577	274 593	274 609	274 625	274 641
A4	274 578	274 594	274 610	274 626	274 642
B1	274 579	274 595	274 611	274 627	274 643
B2	274 580	274 596	274 612	274 628	274 644
B3	274 581	274 597	274 613	274 629	274 645
B4	274 582	274 598	274 614	274 630	274 646
C1	274 583	274 599	274 615	274 631	274 647
C2	274 584	274 600	274 616	274 632	274 648
C3	274 585	274 601	274 617	274 633	274 649
C4	274 586	274 602	274 618	274 634	274 650
D2	274 587	274 603	274 619	274 635	274 651
D3	274 588	274 604	274 620	274 636	274 652
D4	274 589	274 605	274 621	274 637	274 653
1 Stck.	€ 203,00	€ 209,00	€ 229,00	€ 249,50	€ 298,00



NEU

ab € 203,-



	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm
Enamel 1	2,23mm	2,66mm	3,0mm	3,33mm	4,16mm
Enamel 2	2,23mm	2,66mm	3,0mm	3,33mm	4,16mm
Dentin 1	2,23mm	2,66mm	3,0mm	3,33mm	4,16mm
Dentin 2	3,5mm	4,0mm	4,5mm	5,0mm	6,25mm
Margin	3,5mm	4,0mm	4,5mm	5,0mm	6,25mm

erhältlich in den Farben: oM1, oM2, oM3, A1-D4



€ 29,20

**M+W select** EINFÄRBEFLÜSSIGKEIT

Zum Einfärben von Zirkondioxid-Gerüsten im vorgesinterten Weißlingzustand geeignet. Die Tauch-Farblösung auf Wasserbasis kann bei zu hoher Intensität der Farbe mit destilliertem Wasser verdünnt werden. Sie enthält keine Säuren und greift daher weder Metallinstrumente, Arbeitsflächen oder die Heizelemente des Sinterofens an. Da die M+W Einfärbeflüssigkeit keine öligen Substanzen enthält, kann die volle Kapillarwirkung des Zirkons ausgenutzt werden, sie dringt schnell und tief in das Zirkongerüst ein. Beim Abtrennen der Sinterdrops, Verbindungsstege oder beim Nachfräsen von Teleskopen entstehen somit keine helleren Stellen oder Flecken.

100 ml:			
074 944	A1	1 Fl.	€ 29,20
074 945	A2	1 Fl.	€ 29,20
074 946	A3	1 Fl.	€ 29,20
074 947	A3,5	1 Fl.	€ 29,20
074 948	A4	1 Fl.	€ 29,20
074 949	B1	1 Fl.	€ 29,20
074 950	B2	1 Fl.	€ 29,20
074 951	B3	1 Fl.	€ 29,20
074 952	B4	1 Fl.	€ 29,20
074 953	C1	1 Fl.	€ 29,20
074 954	C2	1 Fl.	€ 29,20
074 955	C3	1 Fl.	€ 29,20
074 956	C4	1 Fl.	€ 29,20
074 957	D2	1 Fl.	€ 29,20
074 958	D3	1 Fl.	€ 29,20
074 959	D4	1 Fl.	€ 29,20

**M+W select** EINFÄRBEFLÜSSIGKEIT HT

Mit der speziell auf HT Zirkon abgestimmten, auf Wasser basierenden Einfärbeflüssigkeit, werden die Konstruktionen vor dem Sintern individuell in den gewünschten Bereichen und der Zahnfarbe charakterisiert. Die Liquids enthalten keine Säuren oder ölige Substanzen, somit können Instrumente oder Heizelemente des Sinterofens nicht angegriffen werden. Die Flüssigkeit dringt tief in das Zirkon ein und weist keine unerwünschten Flecken beim Abtrennen der Sinterdrops auf. Sollte die Farbe zu kräftig wirken, können diese mit destilliertem Wasser einfach verdünnt werden.

Margin, 15 ml:			
274 921	A1/B1	1 Fl.	€ 23,40
274 922	A2/A3	1 Fl.	€ 23,40
274 923	A3,5/A4	1 Fl.	€ 23,40
274 924	B2/D2	1 Fl.	€ 23,40
274 925	B3/B4	1 Fl.	€ 23,40
274 926	C1/C2	1 Fl.	€ 23,40
274 927	C3/C4	1 Fl.	€ 23,40
274 928	D3/D4	1 Fl.	€ 23,40
Body, 15 ml:			
274 929	A1	1 Fl.	€ 14,75
274 930	A2	1 Fl.	€ 14,75
274 931	A3	1 Fl.	€ 14,75
274 932	A3,5	1 Fl.	€ 14,75
274 933	A4	1 Fl.	€ 14,75
274 934	B1	1 Fl.	€ 14,75
274 935	B2	1 Fl.	€ 14,75
274 936	B3	1 Fl.	€ 14,75
274 937	B4	1 Fl.	€ 14,75
274 938	C1	1 Fl.	€ 14,75
274 939	C2	1 Fl.	€ 14,75
274 940	C3	1 Fl.	€ 14,75
274 941	C4	1 Fl.	€ 14,75
274 942	D2	1 Fl.	€ 14,75
274 943	D3	1 Fl.	€ 14,75
274 944	D4	1 Fl.	€ 14,75
Incisal, 15 ml:			
274 945	light	1 Fl.	€ 23,40
274 946	medium	1 Fl.	€ 23,40
274 947	dark	1 Fl.	€ 23,40

**M+W select** EINFÄRBEFLÜSSIGKEIT UHT

Mit der speziell auf UHT Zirkon abgestimmten, auf Wasser basierenden Einfärbeflüssigkeit, werden die Konstruktionen vor dem Sintern individuell in den gewünschten Bereichen und der Zahnfarbe charakterisiert. Die Liquids enthalten keine Säuren oder ölige Substanzen, somit können Instrumente oder Heizelemente des Sinterofens nicht angegriffen werden. Die Flüssigkeit dringt tief in das Zirkon ein und weist keine unerwünschten Flecken beim Abtrennen der Sinterdrops auf. Sollte die Farbe zu kräftig wirken, können diese mit destilliertem Wasser einfach verdünnt werden.

Margin, 15 ml:			
274 972	A1/B1	1 Fl.	€ 29,20
274 973	A2/A3	1 Fl.	€ 29,20
274 974	A3,5/A4	1 Fl.	€ 29,20
274 975	B2/D2	1 Fl.	€ 29,20
274 976	B3/B4	1 Fl.	€ 29,20
274 977	C1/C2	1 Fl.	€ 29,20
274 978	C3/C4	1 Fl.	€ 29,20
274 979	D3/D4	1 Fl.	€ 29,20
Body, 15 ml:			
274 980	A1	1 Fl.	€ 24,50
274 981	A2	1 Fl.	€ 24,50
274 982	A3	1 Fl.	€ 24,50
274 983	A3,5	1 Fl.	€ 24,50
274 984	A4	1 Fl.	€ 24,50
274 985	B1	1 Fl.	€ 24,50
274 986	B2	1 Fl.	€ 24,50
274 987	B3	1 Fl.	€ 24,50
274 988	B4	1 Fl.	€ 24,50
274 989	C1	1 Fl.	€ 24,50
274 990	C2	1 Fl.	€ 24,50
274 991	C3	1 Fl.	€ 24,50
274 992	C4	1 Fl.	€ 24,50
274 993	D2	1 Fl.	€ 24,50
274 994	D3	1 Fl.	€ 24,50
274 995	D4	1 Fl.	€ 24,50
Incisal, 15 ml:			
274 996	light	1 Fl.	€ 29,20
274 997	medium	1 Fl.	€ 29,20
274 998	dark	1 Fl.	€ 29,20

ab € 14,75

ab € 24,50




**TITAN 5 DISC**

Titanblank aus hochwertiger Titan-Aluminium-Legierung (Grade 5), der mit seinen hohen Bruch- und Härtewerten in der Kronen- und Brückentechnik sowie für Steg- bzw. Suprakonstruktionen verwendet werden kann. Für die Verblendung kann jede handelsübliche Titan-Aufbrennkeramik verwendet werden.

374 931	Ø 98 x 12 mm	1 Stck.	€ 105,00
374 932	Ø 98 x 13,5 mm	1 Stck.	€ 116,50
374 933	Ø 98 x 15 mm	1 Stck.	€ 128,50
374 934	Ø 98 x 16 mm	1 Stck.	€ 139,80
374 935	Ø 98 x 18 mm	1 Stck.	€ 158,50
374 936	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 175,00
374 937	Ø 98 x 22 mm	1 Stck.	€ 185,00
374 938	Ø 98 x 24,5 mm	1 Stck.	€ 199,00

ab € 105,-



ab € 209,-




**CoCr SUPER DISC**

CoCr-Discs sind isostatisch, pulvermetallurgisch gefertigte, harte CoCr-Blanks. Die hartfräsende Kobalt-Chrom-Disc ist nickel- und berylliumfrei. Das Metall ist lasierfähig und durch seine gute Homogenität leicht zerspannbar, wodurch eine schnellere Fräsgeschwindigkeit ermöglicht wird. Speziell für die Anforderungen der CAD/CAM-Technik abgestimmt. Mit Schulter.

474 920	Ø 98 x 12 mm	1 Stck.	€ 209,00
474 921	Ø 98 x 13,5 mm	1 Stck.	€ 218,00
474 922	Ø 98 x 15 mm	1 Stck.	€ 232,00
474 923	Ø 98 x 18 mm	1 Stck.	€ 269,00
474 924	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 289,00
474 925	Ø 98 x 24,5 mm	1 Stck.	€ 299,50


**PEEK DISC**

Biokompatibler, allergiefreier Hochleistungskunststoff aus Polyetheretherketon (PEEK) zur Herstellung von Kronen, Brücken, Prothesenbasen, metallfreien Suprakonstruktionen sowie für primäre, sekundäre und tertiäre Konstruktionen. Dieses flexible und geschmacksneutrale Material bietet durch sein geringes Gewicht einen hohen Tragekomfort, zudem ist es durch seine glatte Oberflächenstruktur sehr Plaque resistent. Erhältlich in den Farben hellgrau (light), Dentin A2 (medium) und pink (rose).

**hellgrau (light):**

374 907	Ø 98 x 15 mm	1 Stck.	€ 209,00
374 908	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 229,00
374 909	Ø 98 x 25 mm	1 Stck.	€ 255,00

**Dentin A2 (medium):**

374 910	Ø 98 x 15 mm	1 Stck.	€ 209,00
374 911	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 229,00
374 912	Ø 98 x 25 mm	1 Stck.	€ 255,00

**pink (rose):**

374 913	Ø 98 x 15 mm	1 Stck.	€ 209,00
374 914	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 229,00
374 915	Ø 98 x 25 mm	1 Stck.	€ 255,00

ab € 209,-



**M+W select** PMMA DISC

PMMA Blank aus hochwertigem, eingefärbtem Polymethylmethacrylat zur Herstellung von Kronen, Brücken und Knirscher-schienen. Geeignet auch als Provisorium oder Langzeitprovi-sorium. Das Material kann mit Kunststoffen oder Kompositen verblendet und individualisiert werden. Für noch mehr Charakterisierungsmöglichkeiten sind die Blanks in den Farben A1, A2, A3 und B1 erhältlich.

clear:			
374 916	Ø 98 x 15 mm	1 Stck.	€ 51,50
374 917	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 54,90
374 918	Ø 98 x 25 mm	1 Stck.	€ 58,60
A1:			
374 919	Ø 98 x 15 mm	1 Stck.	€ 51,50
374 920	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 54,90
374 921	Ø 98 x 25 mm	1 Stck.	€ 58,60
A2:			
374 922	Ø 98 x 15 mm	1 Stck.	€ 51,50
374 923	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 54,90
374 924	Ø 98 x 25 mm	1 Stck.	€ 58,60
A3:			
374 925	Ø 98 x 15 mm	1 Stck.	€ 51,50
374 926	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 54,90
374 927	Ø 98 x 25 mm	1 Stck.	€ 58,60
B1:			
374 928	Ø 98 x 15 mm	1 Stck.	€ 51,50
374 929	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 54,90
374 930	Ø 98 x 25 mm	1 Stck.	€ 58,60



**M+W select** SUPER SPLINT DISC

Hochvernetzte Polyamid Disc. Praktisch unzerbrechlich und damit geeignet für die Herstellung von kieferorthopädischen-sowie Miniplast-Schienen mit nur 0,5 mm Stärke. Das Material bleibt flexibel und hat eine sehr sanfte und weich gleitende Oberfläche für ein angenehmes Tragegefühl. Durch die minimale Wasseraufnahme entstehen weder Verfärbungen noch Mund-geruch. Farbe: klar.

274 904	Ø 98 x 15 mm	1 Stck.	€ 35,00
274 905	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 40,00

**M+W select** PMMA DISC ML

5-schichtige PMMA Disc aus hochwertigem, eingefärbtem Polymethylmethacrylat zur Herstellung von Kronen und Brücken. Auch als Provisorium oder Langzeitprovisorium sowie für permanenten Zahnersatz geeignet. Das Material ist extrem plaqueresistent und kann mit Kunststoffen und Compositen verblendet und individualisiert werden. Durch die 5 Schichten wird ein extrem natürlicher Farbverlauf für wundervoll lebendige und natürlich wirkende Restaurationen erreicht.

A1:			
274 887	Ø 98 x 15 mm	1 Stck.	€ 78,00
274 891	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 83,00
A2:			
274 888	Ø 98 x 15 mm	1 Stck.	€ 78,00
274 892	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 83,00
A3:			
274 889	Ø 98 x 15 mm	1 Stck.	€ 78,00
274 893	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 83,00
B1:			
274 890	Ø 98 x 15 mm	1 Stck.	€ 78,00
274 894	Ø 98 x 20 mm	1 Stck.	€ 83,00



ab € 22,-



**KUGELFRÄSER ZIRKON SCHAFT: 3 MM**

Diamant-Beschichtung  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
074 960	1,00	0,50	4,00	48,00	14,00	3,00	€ 43,-
074 961	1,00	0,50	4,00	40,00	14,00	3,00	€ 43,-
074 962	2,50	1,25	6,00	48,00	20,00	3,00	€ 41,-
074 963	2,50	1,25	6,00	40,00	20,00	3,00	€ 41,-

**KUGELFRÄSER COCR SCHAFT: 3 MM**

TiAlN-Beschichtung mit längerer Standzeit  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
074 976	1,00	0,50	3,00	29,00	8,00	3,00	€ 36,-
074 977	1,00	0,50	3,00	27,00	8,00	3,00	€ 36,-
074 978	2,00	1,00	3,50	29,00	12,00	3,00	€ 31,-
074 979	2,00	1,00	3,50	27,00	12,00	3,00	€ 31,-

**KUGELFRÄSER ZIRKON SCHAFT: 6 MM**

Diamant-Beschichtung  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
074 964	0,60	0,30	0,60	55,00	6,00	6,00	€ 72,-
074 965	1,00	0,50	4,00	53,00	14,00	6,00	€ 72,-
074 966	1,00	0,50	1,00	55,00	20,00	6,00	€ 72,-
074 967	2,50	1,25	6,00	53,00	20,00	6,00	€ 67,-
074 968	2,50	1,25	3,00	55,00	20,00	6,00	€ 67,-

**KUGELFRÄSER COCR SCHAFT: 6 MM**

TiAlN-Beschichtung mit längerer Standzeit  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
074 980	0,50	0,25	1,00	45,00	4,00	6,00	€ 52,-
074 981	1,00	0,50	3,00	50,00	9,00	6,00	€ 52,-
074 982	1,00	0,50	3,00	45,00	9,00	6,00	€ 52,-
074 983	2,00	1,00	3,50	50,00	16,00	6,00	€ 43,-
074 984	2,00	1,00	3,50	55,00	12,00	6,00	€ 43,-
074 985	2,00	1,00	3,50	45,00	12,00	6,00	€ 43,-
074 986	3,00	1,50	5,50	50,00	20,00	6,00	€ 43,-
074 987	3,00	1,50	5,50	55,00	15,00	6,00	€ 43,-
074 988	3,00	1,50	5,50	45,00	15,00	6,00	€ 43,-

**KUGELFRÄSER COCR SCHAFT: 3 MM**

TiAlN-Beschichtung  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
074 969	1,00	0,50	3,00	38,00	9,00	3,00	€ 34,-
074 970	1,00	0,50	3,00	38,00	8,00	3,00	€ 34,-
074 971	2,00	1,00	3,50	38,00	12,00	3,00	€ 32,-
074 972	3,00	1,50	5,50	38,00	15,00	3,00	€ 32,-
074 973	3,00	1,50	5,50	38,00	15,00	3,00	€ 32,-

**KONISCHER KUGELFRÄSER COCR SCHAFT: 3 MM**

TiAlN-Beschichtung  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
074 989	0,60	0,30	4,00	38,00	14,00	3,00	€ 48,-

**KUGELFRÄSER COCR SCHAFT: 6 MM**

TiAlN - Beschichtung  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
074 974	1,50	0,75	3,50	48,00	12,00	6,00	€ 43,-

**KONISCHER KUGELFRÄSER COCR SCHAFT: 6 MM**

TiAlN-Beschichtung  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
074 990	0,60	0,30	4,00	45,00	14,35	6,00	€ 58,-

**KUGELFRÄSER COCR KONISCH SCHAFT: 6 MM**

TiAlN-Beschichtung  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
074 975	0,60	0,30	4,00	53,00	28,50	6,00	€ 58,-



**4-SCHNEIDER FLACH COCR SCHAFT: 3 MM**

TiAlN-Beschichtung  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
074 991	1,50	-	3,50	29,00	12,00	3,00	€ 57,-

**4-SCHNEIDER FLACH COCR SCHAFT: 6 MM**

TiAlN-Beschichtung  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
074 992	1,50	-	3,50	46,00	12,00	6,00	€ 57,-

**KUGELFRÄSER PMMA SCHAFT: 3 MM**

Standard-Ausführung  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
074 993	0,70	0,35	2,00	40,00	8,00	3,00	€ 25,-
074 994	0,70	0,35	2,00	35,00	8,00	3,00	€ 25,-
074 995	1,00	0,50	4,00	40,00	14,00	3,00	€ 25,-
074 996	1,00	0,50	4,00	48,00	14,00	3,00	€ 25,-
074 997	1,00	0,50	4,00	35,00	14,00	3,00	€ 25,-
074 998	1,50	0,75	4,00	48,00	20,00	3,00	€ 22,-
074 999	2,50	1,25	6,00	40,00	20,00	3,00	€ 22,-
174 901	2,50	1,25	6,00	48,00	20,00	3,00	€ 22,-
174 902	2,50	1,25	6,00	48,00	20,00	3,00	€ 22,-

**KONISCHER KUGELFRÄSER PMMA SCHAFT: 3 MM**

TiAlN-Beschichtung  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
174 907	0,30	0,15	1,50	40,00	6,00	3,00	€ 53,-
174 908	0,30	0,15	1,50	35,00	-	3,00	€ 53,-

**KONISCHER KUGELFRÄSER PMMA SCHAFT: 6 MM**

TiAlN-Beschichtung  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
174 909	0,30	0,15	1,50	55,00	6,00	6,00	€ 53,-
174 910	0,60	0,30	4,00	53,00	9,50	6,00	€ 48,-

**KUGELFRÄSER PMMA SCHAFT: 6 MM**

Standard-Ausführung  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
174 903	0,60	0,30	0,60	55,00	6,00	6,00	€ 46,-
174 904	1,00	0,50	6,00	53,00	14,00	6,00	€ 46,-
174 905	2,50	1,25	3,00	55,00	20,00	6,00	€ 39,-
174 906	2,50	1,25	10,00	53,00	20,00	6,00	€ 39,-

**KUGELFRÄSER PMMA SCHAFT: 3 MM**

Standard-Ausführung  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
174 911	1,00	0,50	4,00	43,00	14,00	3,00	€ 25,-
174 912	2,50	1,25	6,00	43,00	20,00	-	€ 22,-

**1-SCHNEIDIGER KUGELFRÄSER PMMA SCHAFT: 3 MM**

Standard-Ausführung  
(Wieland, Imes, Röders, Wissner, Datron)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
174 913	1,00	0,50	2,00	52,00	16,00	3,00	€ 35,-
174 914	1,00	0,50	2,00	48,00	14,00	3,00	€ 35,-
174 915	1,50	0,75	3,00	52,00	18,00	3,00	€ 35,-
174 916	2,50	1,25	5,00	52,00	20,00	3,00	€ 35,-
174 917	2,50	1,25	5,00	48,00	20,00	3,00	€ 35,-

**KUGELSCHLEIFSTIFT E.MAX SCHAFT: 6 MM**

Diamant-Beschichtung  
(Mikron, DMG, Röder, Wissner, Datron, Imes)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
174 918	1,00	0,50	10,00	40,00	12,50	6,00	€ 42,-
174 919	2,50	1,25	15,00	50,00	15,00	6,00	€ 39,-
174 920	2,50	1,25	15,00	40,00	15,00	6,00	€ 39,-
174 921	3,00	1,50	5,00	50,00	15,00	6,00	€ 39,-

**KEGELSCHLEIFSTIFT E.MAX SCHAFT: 6 MM**

Diamant-Beschichtung  
(Mikron, DMG, Röder, Wissner, Datron, Imes)



Art.-Nr.	d1	r	I3	I1	I2	d2	Preis je Stck.
174 922	0,60	0,30	10,00	40,00	13,50	6,00	€ 43,-
174 923	0,60	0,30	10,00	50,00	13,50	6,00	€ 43,-

**M+W select** SCAN SPRAY

Pulverspray zur Verbesserung der optischen Eigenschaften von Modellen bei der Aufnahme per Scanner oder Kamera bei der CAD/CAM-Anwendung. Nur für Aufnahmen im extraoralen Bereich an Modellen. Nach Aufnahme kann das Modell leicht mit Wasserdampf gereinigt werden.

000 906	75 ml	1 Dose	€ 24,20
	ab 5 Dosen	je Dose	€ 23,50



ab € 23,50

**M+W select** SCAN SPRAY PREMIUM

Die neu konzipierte Verneblungsdüse sorgt für einen noch feineren Sprühfilm und sichert somit die exakte Darstellung der Kanten und Oberflächen des zu scannenden Objektes. Das Material weist ein hervorragendes homogenes Aussprühverhalten auf, so dass es auf einer sehr glatten Oberfläche sehr gute Haftwerte besitzt. Somit lassen sich auch hervorragend Metallteile mit diesem Spray abdecken ohne einen zu hohen Anteil aufzutragen. Das direkt auf das Gipsmodell aufgesprühte Material kann ganz einfach schnell und schonend mit einem Dampfstrahler vom Gipsmodell entfernt werden, zusätzlich ist es für alle CAD/CAM-Systeme geeignet.

093 991	200 ml	1 Dose	€ 30,80
	ab 5 Dosen	je Dose	€ 29,80



ab € 29,80

**M+W select** RÜTTLER

Leistungsstarker und kompakter Rüttler. Stufenlos regelbare Rüttelintensität. Seine Standfestigkeit erreicht er durch starke Saug-Gummifüße, somit ist ein Verrutschen auch bei hoher Rüttelintensität ausgeschlossen.

Technische Daten:	Rüttler 100 W	Rüttler 150 W
Spannung:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung:	150 W	400 W
Strom:	1,5 A	2,5 A
Maße:	140 x 140 x 115 mm	210 x 140 x 115 mm
Gewicht:	5 kg	10 kg
Garantie:	1 Jahr	1 Jahr

094 950	Rüttler 100 W	1 Stck.	€ 209,00
094 951	Rüttler 150 W	1 Stck.	€ 289,00



ab € 209,-

**M+W select** SINTERGRANULAT

Das Granulat ist eine ausgezeichnete Alternative zu den herkömmlichen Sinterperlen und besteht in seiner chemischen Zusammensetzung aus ZrO<sub>2</sub> (T-ZP). Durch die glatte Oberfläche und runden Kanten entfällt das lästige Verkleben mit den dentalen Arbeiten. Das Granulat kann für mehrere Sinterprozesse verwendet werden. Durch die eckige Form können die Arbeiten beim Sinterprozess deutlich besser gestützt werden, als es bei herkömmlichen Sinterperlen der Fall ist. Das Vorbrennen des Granulates vor dem ersten Einsatz entfällt, es kann sofort verwendet werden. Die Korngröße beträgt 0,4 – 0,8 mm um beste Brennergebnisse zu erzielen.

093 995	200 g	1 Pckg.	€ 82,30
---------	-------	---------	---------

€ 82,30



**M+W select** SCANGIPS

Dieser spezielle Gips wurde für die opto-elektronische Abtastung in jedem Scanner entwickelt. Er verhindert störende Reflektionen in den definierten Wellenbereichen und macht eine nachträgliche Behandlung mit Scansprays überflüssig. Durch seine kurze Abbindezeit von ca. 9 Min. eignet sich der Gips hervorragend, um Behandlungen in nur einer Chairside Sitzung vorzunehmen.

<b>093 918</b> elfenbein, 5 kg	1 Eimer	€ 29,20
ab 3 Eimer	je Eimer	€ 28,20
ab 6 Eimer	je Eimer	€ 27,20



ab € 27,20

**M+W select** THIXO-STONE

Synthetischer Superhartgips mit einer thixotropen Konsistenz. Er eignet sich zur Herstellung von Zahnkränzen, Einzelstümpfen und Kontrollmodellen in der Edelmetalltechnik und bei Keramikarbeiten. Besondere Eigenschaften des Gipses sind die Oberflächenglätte und die geringe Expansion. Der Gips ist mechanisch besonders hoch beanspruchbar, kantenstabil und kratzfest. Inlays und Onlays lassen sich gut auf den Thixo-Stone-Stümpfen polieren und finieren. Der Stumpf kann anschließend leicht gereinigt werden. Farbe: gelbbraun.

<b>093 933</b> 5 kg	1 Eimer	€ 25,80
<b>093 925</b> 20 kg	1 Karton	€ 94,50



ab € 25,80

**M+W select** SYNTH-STONE

Der synthetische Superhartgips ist für alle Meister- und Arbeitsmodelle geeignet, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen, wie Säge-, Kontroll- und Meistermodelle. M+W Synth-Stone ist für die Edelmetall- und Keramiktechnik genauso anzuwenden wie zur Modellgussprothetik. Er garantiert eine glatte, kratz feste Oberfläche und harte, kantenstabile Modelle mit einer geringen Expansion. Farbe: braun.

<b>093 932</b> 5 kg	1 Eimer	€ 21,80
<b>093 926</b> 20 kg	1 Karton	€ 79,80



ab € 21,80

**M+W select** HARTGIPS NATUR

Naturhartgips der Klasse III. Zur Herstellung von Gegenbissmodellen, Reparaturmodellen und für alle Arbeitsmodelle im Einsatzgebiet der Prothetik.

**25 kg:**

<b>093 920</b> blau	1 Karton	€ 38,90
<b>093 921</b> gelb	1 Karton	€ 38,90
<b>093 922</b> naturweiß	1 Karton	€ 38,90
ab 3 Kartons einer Farbe	je Karton	€ 37,90
ab 6 Kartons einer Farbe	je Karton	€ 36,90



ab € 36,90

**M+W select** ORTHO-STONE

Dieser synthetische Hartgips hat einen sehr hohen Weißgrad und ist speziell zur Herstellung von Gegenbissmodellen, Reparaturmodellen und Arbeitsmodellen für die KFO geeignet. Die Modelle mit einer für diese Einsatzgebiete abgestimmten Expansion sind stabil und kantenfest.

<b>093 927</b>	20 kg	1 Karton	€ 43,50
	ab 3 Kartons	je Karton	€ 42,00
	ab 6 Kartons	je Karton	€ 40,50

ab € 40,50




**M+W select** ARTIKULATIONSGIPS NATUR

Zum Einartikulieren von zahntechnischen Arbeitsmodellen und Fixieren von KFO-Modellen und Unterfütterungen geeignet. Ebenfalls lassen sich Vorwälle und Frässockel mit diesem Gips fertigen.

**20 kg:**

<b>093 928</b>	weiß	1 Karton	€ 46,00
<b>193 980</b>	mint	1 Karton	€ 46,00
	ab 3 Kartons einer Farbe	je Karton	€ 45,00
	ab 6 Kartons einer Farbe	je Karton	€ 44,00

ab € 44,-



**M+W select** SOCKELGIPS FLÜSSIG

Flüssiger, schnell zu verarbeitender Sockelgips. Sehr gut, um mehrere Modelle auf einmal zu Sockeln. Durch seine extrem gute Fließfähigkeit, lässt sich der Gips ohne Vibrieren direkt aus dem Becher blasenfrei in den Sockelformer gießen.

**5 kg:**

<b>193 970</b>	weiß	1 Eimer	€ 23,50
<b>193 971</b>	blau	1 Eimer	€ 23,50
<b>193 972</b>	mint	1 Eimer	€ 23,50
<b>193 973</b>	terrakotta	1 Eimer	€ 23,50
<b>193 974</b>	orange	1 Eimer	€ 23,50
	ab 3 Eimer einer Ausführung	je Eimer	€ 23,00
	ab 6 Eimer einer Ausführung	je Eimer	€ 22,50

**10 kg:**

<b>193 975</b>	weiß	1 Eimer	€ 35,40
<b>193 976</b>	blau	1 Eimer	€ 35,40
<b>193 977</b>	mint	1 Eimer	€ 35,40
<b>193 978</b>	terrakotta	1 Eimer	€ 35,40
	ab 3 Eimer einer Ausführung	je Eimer	€ 34,90
	ab 6 Eimer einer Ausführung	je Eimer	€ 34,40

ab € 22,50



**M+W select** ROCKTABS

Bindemittel für Dentalgipse und phosphatgebundene Einbettmassen im Gipsabscheider. Selbst durch regelmäßige Reinigung von Gipsabscheidern können Ablagerungen im Abflussrohr nicht vermieden werden. Zwischen 15% und 40% der beim Trimmen anfallenden Gipse setzen sich in herkömmlichen Gipsauffangbecken nicht ab und führen über kurz oder lang zu Rohrverschlüssen. Eine Tablette pro Woche genügt und klares Wasser fließt ab.

<b>093 970</b>	10 Stck. inkl. Einhängkorb	1 Pckg.	€ 29,95
<b>093 971</b>	25 Stck. inkl. Einhängkorb	1 Pckg.	€ 64,20

ab € 29,95



**M+W select** GIPSMESSER GRITMAN

Rostfrei mit Küvettenöffner, 16 cm lang. Importqualität.

<b>298 946</b>	Gipsmesser Gritman	1 Stck.	<b>€ 7,30</b>
	ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 6,95</b>



ab € **6,95**



1



2

ab € **7,20**

**M+W select** BUFFALO-GIPSMESSER

Importqualität.

<b>298 937</b>	Nr. 6 (1.)	1 Stck.	<b>€ 7,70</b>
<b>298 952</b>	Nr. 7 (2.)	1 Stck.	<b>€ 7,70</b>
	ab 5 Stck. einer Ausführung	je Stck.	<b>€ 7,20</b>



ab € **5,80**

**M+W select** GIPSSPATEL ROHGE

Gebogen, rostfrei. Importqualität.

<b>298 947</b>	Gipsspatel Rohge	1 Stck.	<b>€ 6,10</b>
	ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 5,80</b>

**M+W select** GIPSSPATEL

Abgerundete Spatelenden erleichtern das Anrühren von Gipsen und Einbettmassen in Mischbechern.

<b>081 934</b>	flexibel, Länge ca. 20 cm (1.)	1 Stck.	<b>€ 11,60</b>
<b>081 935</b>	starr, Länge ca. 20 cm (2.)	je Stck.	<b>€ 11,60</b>



€ **11,60**

1

2

**M+W select** GIPSSCHNEIDEZANGE

Rostfrei, robuste Ausführung.

<b>298 953</b>	Länge 20 cm	1 Stck.	<b>€ 26,95</b>
----------------	-------------	---------	----------------



€ **26,95**

## M+W select PINBOHRER

Aus Hartmetall gefertigte Pinbohrer für alle gängigen Pin-Systeme im Dentalbereich. Bei einer 0-Stellung des Pingerätes und einem aufgepressten Ring werden die Bohrlöcher immer in der exakt gewünschten eingestellten Tiefe gebohrt. Ein lästiges Nachjustieren und zeitraubendes Kürzen des Bohrers entfällt durch den aufgepressten Ring vollständig. Der Bohrer wird in die Spann- zange bis zum Ringanschlag eingesetzt und verhindert somit das Nachrutschen des Bohrers.

**Pinbohrer** geeignet für CL-PS-, Gamundia-, SAM-Systeme und Bi-Pin-Serie von Renfert.

**Pin-Stufenbohrer**, geeignet für das Pindex-System.

**Pinbohrer-konisch**, geeignet für Zeiser-, Giroform-, Combiflex- und LukaBase-System

**Pin-HS-Bohrer**, geeignet für Bi-Pin-Serie Renfert und das Bohren mit dem Handstück.

### Pinbohrer:

600 920	Ø = 1,58 mm, S = 3,00 mm	1 Stck.	€ 10,80
600 921	Ø = 1,60 mm, S = 3,00 mm	1 Stck.	€ 10,80
600 922	Ø = 1,62 mm, S = 3,00 mm	1 Stck.	€ 10,80
	ab 3 Stck. einer Größe	je Stck.	€ 9,80

### Pin-Stufenbohrer:

600 923	Ø = 1,98 mm, S = 3,00 mm	1 Stck.	€ 22,80
600 924	Ø = 2,00 mm, S = 3,00 mm	1 Stck.	€ 22,80
600 925	Ø = 2,02 mm, S = 3,00 mm	1 Stck.	€ 22,80
	ab 3 Stck. einer Größe	je Stck.	€ 21,80

### Pinbohrer-konisch:

600 926	Ø = 2,30 mm, S = 3,00 mm	1 Stck.	€ 23,90
	ab 3 Stck. einer Größe	je Stck.	€ 22,90

### Pin-Handstückbohrer:

600 927	Ø = 1,60 mm, S = 2,35 mm	1 Stck.	€ 20,80
600 928	Ø = 2,00 mm, S = 2,35 mm	1 Stck.	€ 20,80
	ab 3 Stck. einer Größe	je Stck.	€ 19,80

ab € 9,80



ab € 14,30

## M+W select PINS MIT HÜLSEN

Kompatibel zu SAM, Gamundia und Heraeus-Splitcast-Systemen. Gesamtlänge Pins: 18,00 mm, Hülsen: 9,50 mm.

### 1.000 Stck.:

098 967	Metall-Pins	1 Pckg.	€ 35,20
098 968	Metall-Hülsen	1 Pckg.	€ 43,50



ab € 35,20

## M+W select DOWEL-PINS


### Standard-Ausführung, Messing, 1.000 Stck.:

098 956	Größe 1 (1.)	1 Pckg.	€ 34,90
098 957	Größe 2 (2.)	1 Pckg.	€ 37,90
098 954	Größe 2, kurz (3.)	1 Pckg.	€ 37,90
098 965	Größe 3 (4.)	1 Pckg.	€ 69,80

### Dowel-Pins mit Steckstift, 1.000 Stck.:

098 966	Größe 1 (5.)	1 Pckg.	€ 45,50
098 958	Größe 2 (6.)	1 Pckg.	€ 45,50

ab € 34,90



## M+W select BOGEN-PINS

Zur sicheren Fixierung, auch bei engstehenden Frontzähnen. Gesamtlänge 64 mm.

### 100 Stck.:

098 959	Bogen-Pins, spitz	1 Pckg.	€ 14,75
098 960	Bogen-Pins, flach	1 Pckg.	€ 14,75
	ab 3 Pckgn. einer Ausführung	je Pckg.	€ 14,30

## GIPSMODELLSÄGE

Gipsmodellsäge mit 130 mm Sägeblattlänge. Die Sägeblätter werden durch die Spannung des Sägebogens fixiert. Die Schrauben und Befestigungsteile fallen dadurch weg und ermöglichen ein schnelles und einfaches Wechseln der Sägeblätter.

054 908	Gipsmodellsäge	1 Pckg.	€ 19,90
054 909	Sägeblätter, 12 Stck.	1 Pckg.	€ 16,80

ab € 16,80



ab € 4,60



## LAUBSÄGEN

Laubsägebogen und -blätter für Metalle. Länge 130 mm.

031 916	Sägebogen	1 Stck.	€ 24,50
<b>12 Stck.:</b>			
031 917	Sägeblätter, mittel (2)	1 Pckg.	€ 4,60
031 918	Sägeblätter, fein (1)	1 Pckg.	€ 4,60
031 919	Sägeblätter, x-fein (2/0)	1 Pckg.	€ 4,60

## SÄGEBLÄTTER FÜR PINDEX

Länge 120 mm.

<b>12 Stck.:</b>			
054 910	Stärke 0,18 mm	1 Pckg.	€ 10,40
054 911	Stärke 0,25 mm	1 Pckg.	€ 9,95

ab € 9,95



ab € 133,90



## HARTMETALL-SÄGEBLÄTTER

Aus Vollhartmetall, feingezahnt.

031 911	Ø 80/19 mm, Stärke 0,3 mm (Harnisch + Rieth S-G 303)	1 Stck.	€ 139,80
031 912	Ø 80/16 mm, Stärke 0,3 mm (Heraeus CL-MS + Model Tray)	1 Pckg.	€ 133,90

## GIPS-DIA-SCHEIBE 365

Der Durchmesser von 45 mm erlaubt auch tiefe Schnitte bei großen Sägestumpfmodellen. Die Segmentierung und die Löcher sorgen für zügigen Abtransport des Schleifstaubes aus dem Sägeschnitt. Das stabile Stammblatt verhindert Schwingungen während des Arbeitens. Stärke 0,24 mm.

300 972	Gips-Dia-Scheibe 365	1 Stck.	€ 39,90
	ab 3 Stck.	je Stck.	€ 38,90

ab € 38,90



**M+W select MODELLSOCKELFORMER**

Erlauben ein sauberes, exaktes Ausformen der Modellsocket.

<b>076 904</b>	<b>groß:</b> (B x T x H) 82 x 64 x 13 mm	1 Stck.	<b>€ 5,80</b>
<b>076 905</b>	<b>klein:</b> (B x T x H) 76 x 58 x 13 mm	1 Stck.	<b>€ 5,80</b>
	ab 10 Stck. je Form	je Stck.	<b>€ 5,50</b>



ab € 5,50

**M+W select SPLITCAST-SOCKELFORMER**

Aus robustem, pflegeleichtem Gummi. Für die Splitcast-Technik geeignet.

<b>076 908</b>	<b>für Oberkiefer:</b> (B x T x H): 86 x 65 x 16 mm	1 Stck.	<b>€ 6,20</b>
<b>076 909</b>	<b>für Unterkiefer:</b> (B x T x H): 87 x 65 x 16 mm	1 Stck.	<b>€ 6,20</b>
	ab 10 Stck. je Form	je Stck.	<b>€ 5,80</b>



ab € 5,80

**M+W select SOCKELFORMER**

<b>076 951</b>	Größe S inkl. Gummiring, grau (7 cm)	1 Stck.	<b>€ 29,30</b>
<b>076 952</b>	Größe L inkl. Gummiring, blau (8 cm)	1 Stck.	<b>€ 29,30</b>
<b>076 953</b>	Größe XL inkl. Gummiring, schwarz (9 cm)	1 Stck.	<b>€ 29,30</b>



€ 29,30



ab € 10,90

**M+W select RETENTIONSRINGE**

Zum Verankern der Partien zwischen den Modellstümpfen mit dem Socket. Vernickelt.

<b>098 964</b>	1.000 Stck.	1 Pckg.	<b>€ 11,40</b>
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	<b>€ 10,90</b>

**M+W select CROWN-FIX**

Nach außen gebördelte Kronenkorken, speziell für die Splitcast-Technik und als Magnetretentionen. Lassen sich sehr leicht in den weichen Gips eindrücken und bei Verwendung von Magneten im Labor als Einmalartikel einsetzen. Sehr preiswert.

<b>022 921</b>	1.000 Stck.	1 Pckg.	<b>€ 52,50</b>
<b>045 972</b>	Haftkraftverstärker, 100 Stck.	1 Pckg.	<b>€ 21,90</b>



ab € 21,90

**M+W select** MAGNET-SPLIT-SYSTEM

Zum schnellen Herausnehmen von Modellen aus dem Artikulator.

<b>000 974</b>	Magnettöpfe (Außen-Ø 25 mm, Innen-Ø 23 mm), 100 Stck.	1 Pckg.	<b>€ 46,50</b>
<b>Haftscheiben (Ø 25 mm):</b>			
<b>000 977</b>	10 Stck.	1 Pckg.	<b>€ 5,45</b>
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	<b>€ 5,15</b>
<b>000 978</b>	100 Stck.	1 Pckg.	<b>€ 44,60</b>
<b>000 975</b>	Rundmagnete (Ø 20 mm), 10 Stück	1 Pckg.	<b>€ 4,40</b>
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	<b>€ 4,20</b>
<b>000 973</b>	Rundmagnete (Ø 20 mm), 100 Stück	1 Pckg.	<b>€ 35,20</b>
<b>000 976</b>	Magnettöpfe (Außen-Ø 25 mm, Innen-Ø 23 mm), 10 Stück	1 Pckg.	<b>€ 5,65</b>
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	<b>€ 5,20</b>



ab € 5,15

ab € 10,10



**M+W select** MAGNET-SPLIT-SYSTEM MINI

Die kleinen Magnete und Magnettöpfe sind besonders bei flachen Sockeln sehr günstig, da platzsparend. Der Neodym-Magnet ist dabei sehr kräftig.

<b>10 Stck.:</b>			
<b>000 997</b>	Rundmagnete klein (Ø 14,3 mm)	1 Pckg.	<b>€ 20,60</b>
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	<b>€ 19,95</b>
<b>000 998</b>	Magnettöpfe klein (Innen-Ø 15 mm)	1 Pckg.	<b>€ 10,40</b>
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	<b>€ 10,10</b>

**M+W select** HAFTSCHEIBEN

Passend für Quicksplit- und adesso-System.

<b>000 993</b>	50 Stck.	1 Pckg.	<b>€ 11,65</b>
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	<b>€ 11,30</b>

ab € 11,30



ab € 12,70

**M+W select** SCHLEIFKAPPEN

Die preiswerte Alternative zum Zahnkranz-Modellschleifer. Damit lassen sich die Zahnkränze schnell und einfach beschleifen. Tragen effizient ab und sind auch zum Beschleifen von Kunststoffen geeignet. Bitte max. Drehzahl von 24.000 U/Min. beachten.

<b>074 910</b>	Schleifkappenträger konisch	1 Stck.	<b>€ 15,20</b>
	ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 14,60</b>
<b>074 911</b>	Schleifkappen konisch K-080, 10 Stck.	1 Stck.	<b>€ 19,90</b>
	ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 19,30</b>
<b>074 912</b>	Schleifkappenträger zylindrisch	1 Stck.	<b>€ 13,20</b>
	ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 12,70</b>
<b>074 913</b>	Schleifkappen zylindrisch K-080, 50 Stck.	1 Pckg.	<b>€ 35,20</b>
<b>074 914</b>	Schleifkappen zylindrisch K-120, 50 Stck.	1 Pckg.	<b>€ 35,20</b>

**M+W select SUBIBOND SEKUNDENKLEBER**

Universeller Cyanoacrylatkleber mit besonders hoher Klebekraft. Klebt in Sekunden alle Materialien. Der niedrigviskose Kleber dient zur Anwendung bei präzisen Klebearbeiten, z. B. gebrochenen Stümpfen bei Sägemodellen. Für groß gebrochene Objekte mit kleinen Lücken, die gefüllt werden müssen, ist der mittelviskose Kleber bestens geeignet. Lagerstabil bis zu 1 Jahr. Lagerung: kühl, trocken und dunkel.

**ab € 2,80**



<b>5 g:</b>			
093 980	Niedrigviskos	1 Fl.	€ 3,30
093 982	Mittelviskos	1 Fl.	€ 3,30
	ab 5 Flaschen einer Sorte	je Fl.	€ 3,10
	ab 10 Flaschen einer Sorte	je Fl.	€ 2,80
<b>10 g:</b>			
093 981	Niedrigviskos	1 Fl.	€ 3,90
000 905	Mittelviskos	1 Fl.	€ 3,90
	ab 5 Flaschen	je Fl.	€ 3,65
	ab 10 Flaschen	je Fl.	€ 3,40



**ab € 11,30**

**M+W select STUMPFHÄRTER NT**

Zur Härtung der Gipsoberfläche ohne einen Schichtauftrag. Der Härter zieht schnell in die Gipsoberfläche ein und besitzt eine sehr gute Tiefenhärtung. Anzeichnungen auf der Gipsoberfläche werden fixiert.

200 997	0 µm, 30 ml	1 Fl.	€ 11,60
	ab 3 Flaschen	je Fl.	€ 11,30

**M+W select STUMPF-LACK NT**

Lufttrocknende Lacke mit Farbpigment- und Metallbestandteilen für sehr harte, kratz feste und glatte Oberflächen. Durch mehrfaches Auftragen ist die Schichtstärke kontrollierbar, wobei Viskosität und Pinseltyp die Schichtstärken variieren können. Die Stumpflacke sind in opaken, gut deckenden Farben erhältlich. Sie bieten je nach Anwendung Kontrast zu jedem Gips oder Modellierwachs. Eine neuartige chemische Zusammensetzung erzeugt sehr abdampfresistente und dichte Lackschichten. Der Lack widersteht hohen mechanischen Belastungen und erzeugt homogene und glatte Oberflächen. Er ist zudem besonders schnelltrocknend.

**€ 12,50**



<b>25 ml:</b>			
200 991	gold, 12 µm	1 Fl.	€ 12,50
200 992	silber, 12 µm	1 Fl.	€ 12,50
200 993	blau, 7 µm	1 Fl.	€ 12,50
200 994	rot, 7 µm	1 Fl.	€ 12,50
200 995	transparent, 3 µm	1 Fl.	€ 12,50
200 996	Verdünner, 16 ml	1 Fl.	€ 6,95

**€ 6,95**

**M+W select** GIPS-SEP

Hervorragendes Trennmittel für Gipse, speziell für Sägemodelle und der Splitcast-Technik. Auch die Gängigkeit von Metall-Pins ist durch Gips-Sep optimiert. Gips-Sep trocknet schnell und hinterlässt eine glatte Oberfläche mit einem Mikro-Isolierfilm.

000 938	250 ml	1 Fl.	€ 16,70
	ab 3 Flaschen	je Fl.	€ 16,20



ab € 16,20

**M+W select** GIPS-ISOLIERUNG

Isoliermittel Gips gegen Gips mit ausgezeichneter Trennwirkung. Ohne aufragende Filmbildung. Versiegelt gleichzeitig die Gips-Oberfläche. Ideal für die Splitcast-Technik.

000 928	Sprühflasche, 250 ml	1 Fl.	€ 16,40
000 929	Nachfüllflasche, 1 l	1 Fl.	€ 28,50
	ab 3 Flaschen	je Fl.	€ 27,90



ab € 16,40

**M+W select** GIPSLÖSER

Gebrauchsfertiges, pH-neutrales Lösungsmittel zum Entfernen von Dentalgipsresten aus Anrührbechern, Instrumenten, Prothesen und Abdrucklöffeln. Die Reinigungswirkung wird im Ultraschallgerät bei einer Temperatur von 40 – 50 °C deutlich erhöht und löst in ca. 5 – 10 Minuten selbst größere Mengen Gips vollständig ab.

093 975	1 l	1 Fl.	€ 12,85
	ab 3 Flaschen	je Fl.	€ 12,25
093 976	5 l	1 Kan.	€ 46,50



ab € 12,25

**M+W select** GIPSENTFERNER PLUS

Außerordentlich schneller Spezialreiniger mit sehr hoher Lösekraft für alle Dental-Gipse und gipsgebundenen Einbettmassen. Er wirkt zugleich sehr selektiv und schonend. Die verbleibende Aktivität kann durch abnehmende Bläschenbildung an der Gips-Oberfläche sichtbar beurteilt werden.

000 939	1 l	1 Fl.	€ 16,80
	ab 3 Flaschen	je Fl.	€ 16,30
300 939	5 l	1 Kan.	€ 64,80



ab € 16,30



ab € 43,20



**M+W select** SIOPLAST LAB

2-Komponenten-Knetsilikon (additionsvernetzend) für die anspruchsvolle Zahntechnik.

- Optimale Shore-Härte (90 Shore A)
- Einfach und problemlos 1:1 anzumischen
- Kein Pastenhärter notwendig, daher sauberes Arbeiten
- Hohe Dimensionsstabilität
- Exakte Detailwiedergabe
- Kochfest

053 245	je 420 ml A+B (ca. 1,6 kg)	1 Pckg.	€ 43,20
053 246	je 2.770 ml A+B (ca. 10 kg)	1 Pckg.	€ 188,50

**M+W select** SIOPLAST LAB TOUCH

2-Komponenten-Knetsilikon (additionsvernetzend) für höchste Präzision. Durch die softe Eigenschaft erzielt die M+W Sioplast soft Variante eine noch grazilere Detailwiedergabe. Die dennoch hohe Endhärte von Shore A80 sorgt für gute Stabilität. Beide Komponenten lassen sich sehr leicht miteinander vermischen, was eine perfekte Homogenität des Materials gewährleistet. Das Knetsilikon lässt sich ohne großen Druck leicht adaptieren, weshalb die Gefahr, dass sich beispielsweise die Modellierung verdrückt, ausgeschlossen ist. Zudem ist M+W Sioplast soft im CAD/CAM Bereich durch seine guten Scan-Eigenschaften bestens geeignet. Farbe: violett – blau.

- Sehr exakte Detailwiedergabe
- 80 Shore A
- Einfach und problemlos 1 : 1 an zu mischen
- Mikrowelleneignung
- Kochfest

053 232	2 x 420 ml A+B	1 Pckg.	€ 41,80
053 233	2 x 2770 ml A+B	1 Pckg.	€ 187,00

**NEU** ab € 41,80



€ 29,90



**M+W select** SIOPLAST LAB TRANSPARENT

Additionsvernetztes Kartuschenmaterial. Das transparente Vorwallsilikon ist hervorragend geeignet zur Abformung von WAX-up's oder teilprothetischen Fertigstellungen. Das Material ermöglicht die Lichtpolymerisation von lichthärtenden K+B Kunststoffen durch den Vorwall und dient auch als einfache Sichtkontrolle bei Komplettierungen von teilprothetischen Fertigstellungen mit Prothesenkunststoffen. Das 1:1 Silikon ist dimensionsstabil, reißfest und verfügt über eine Endhärte von 70 Shore A.

300 975	2 x 50 ml + Tips	1 Pckg.	€ 29,90
---------	------------------	---------	---------

**M+W select** SIOPLAST-T

Extraharte Silikonknetmasse speziell für den Einsatz in der Zahntechnik. Weiche, geschmeidige Anfangskonsistenz, klebefrei, hitzebeständig, hohe Dimensionsstabilität, exakte Detailwiedergabe. Problemlose Anwendung bei Kalt- und Heißpolymerisaten. Kurze Abbindezeit durch »Speed-Pastenhärter«. Farbe: mint-grün (Shore A 85), violett-rot (Shore A 95).

<b>Shore A 85:</b>			
053 250	Dose, 900 ml (1,6 kg)	1 Dose	€ 20,60
	ab 3 Dosen	je Dose	€ 19,95
053 251	Eimer, 5,5 l (10 kg)	1 Eimer	€ 83,50
	ab 3 Eimer	je Eimer	€ 81,50
<b>Shore A 95:</b>			
300 977	Dose, 900 ml (1,6 kg)	1 Dose	€ 20,60
	ab 3 Dosen	je Dose	€ 19,95
300 978	Eimer, 5,5 l (10 kg)	1 Eimer	€ 83,50
	ab 3 Eimer	je Eimer	€ 81,50
153 900	Sioplast T Pastenhärter: 60 ml	1 Tube	€ 13,25
	ab 3 Tuben	je Tube	€ 12,75



**M+W select** CHROMOGEL-NF

Langlebige Dubliermasse mit geringem Feuchtigkeitsgehalt und fester Konsistenz. Geeignet für alle Stahleinbettmassen. Jetzt mit neuer Formel. Einschmelztemperatur: 90 °C, Erstarrungstemperatur: 40 °C, Gelierdauer: 45 Min.

000 924	6 kg	1 Eimer	€ 55,90
	ab 3 Eimer	je Eimer	€ 54,90

ab € 54,90

**M+W select** IMPLANT GUM HARD

A-Silikon zur Herstellung von Zahnfleischmasken aus additionsvernetzten Vinylpolysiloxanen. So werden hochpräzise Implantatarbeiten gewährleistet. Die Version M+W Implant GUM HARD scan sorgt durch seine hohe Aufnahmequalität für gute Scanergebnisse, ganz ohne Spray oder Puder. Die praktischen Automix-Kartuschen machen ein falsches Zusammenmischen der zwei Komponenten unmöglich. Um ein ungewolltes Verbinden zwischen Abformung und Zahnfleischmaske zu vermeiden, muss der M+W Implant GUM Separator in Sprayform aufgetragen werden. Zudem verhindert er das Verschmelzen verschiedener A-Silikon-Abformmassen und trennt die Materialien nach dem Aushärten. Verarbeitungszeit: 1:30 min, Erhärtungszeit: 8:00 min, Shore-Härte A70.

<b>Implant GUM HARD:</b>			
054 920	2 x 50 ml Kartuschen, 6 Mischkanülen rosa	1 Pckg.	€ 45,40
<b>Implant GUM HARD scan:</b>			
054 921	2 x 50 ml Kartuschen, 6 Mischkanülen rosa	1 Pckg.	€ 47,90
054 922	Implant GUM Separator: 85 ml	1 Pckg.	€ 37,50

ab € 45,40



**M+W select** CHROMASIL

Dünnfließende Dublieremasse auf der Basis additionsvernetzender Silikone. Die Schrumpfung liegt unter 0,1%. Die Dublierung ist mehrfach ausgießbar, das Material ist äußerst reißfest. Die Entformung kann bereits nach 20 Min. erfolgen. Shore A 17, Farbe: rotbraun.

000 980	je 500 g A + B	1 Pckg.	€ 40,90
000 982	je 1 kg A + B	1 Pckg.	€ 63,80
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 61,80
000 981	je 5 kg A + B	1 Kan.	€ 285,00

ab € 40,90



**M+W select** CHROMASIL FAST

Ein schnellhärtendes additionsvernetzendes 1:1 Dubliersilikon mit einer Aushärtezeit von nur 10 Minuten. Dadurch wird ein schnelles und zeitsparendes Arbeiten ermöglicht. Die sehr dünnfließende Konsistenz besitzt die besten mechanischen Eigenschaften und dient hervorragend zur Herstellung äußerst dimensions- und detailgenauer Negativformen. Zusätzlich unterstützt die helle Einfärbung eine optimale Oberflächenkennzeichnung. In der Endkonsistenz ist das Material bei hoher Reißfestigkeit sehr flexibel und lässt sich daher leicht entformen, insbesondere bei Unterschnitten. Das Dubliersilikon enthält keine zusätzlichen Füllstoffe, erfordert keine Benetzungsmittel und ist absolut schrumpfungsfrei. Die Shore A 17 Variante (Komponente A weiß, B pink) eignet sich hervorragend für die Kuvettentechnik. Die Shore A 26 Variante (Komponente A weiß, B grün) ist für einen Verguss ohne Kuvette geeignet. Dabei zeigt es keine Einschränkung auf die Expansion der Einbettmasse. Durch den Verzicht auf Füllstoffe ist M+W Chromasil fast hervorragend für Silikon-Dosiergeräte verwendbar. Anrührzeit unter Vakuum beträgt jeweils 40 Sek. und die Reißfestigkeit > 1,8 MPa.

<b>Shore A 17:</b>			
000 971	je 1 kg A+B	1 Pckg.	€ 65,80
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 63,80
000 972	je 5 kg A+B	1 Kan.	€ 298,00
<b>Shore A 26:</b>			
193 994	je 1 kg A+B	1 Pckg.	€ 65,80
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 63,80
193 995	je 5 kg A+B	1 Kan.	€ 298,00



ab € 63,80

**M+W select** TC-FLÜSSIGKEIT FÜR LC LÖFFELPLATTEN

Reinigungsflüssigkeit auf Alkoholbasis zum Entfernen der klebrigen Inhibitionsschicht, die bei der Lichtpolymerisation entsteht.

498 914	250 ml	1 Fl.	€ 16,25
---------	--------	-------	---------

€ 16,25



**M+W select** LC LICHTHÄRTEGERÄT TYP I

Speziell zur Polymerisation von lichthärtenden Löffelmaterialien. Robustes, langlebiges Stahlblechgehäuse. Das Gerät ist verspiegelt, somit wird eine komplette Aushärtung, auch an unter-sichgehenden Stellen, erreicht. Mit Lichtschutzdeckel mit Magnethalterung. Ausreichend für 2 Löffel.

**Technische Daten:**

Spektralbereich: 300 – 400 nm  
 Außenmaße (L x B x H): 235 x 145 x 90 mm  
 Innenmaße (L x B x H): 205 x 125 x 80 mm  
 Garantie: 1 Jahr

498 915	Gerät mit 3 Lampen und Lichtschutzdeckel	1 Stck.	€ 275,00
115 928	Standard Röhre 9 Watt	1 Stck.	€ 8,90



€ 275,-

**M+W select** POLYLUX

Kompaktes Lichthärtergerät, hergestellt in Deutschland, zum Aushärten lichthärtender Löffelmaterialien, Ausblockmaterialien und Versiegelungslacke. Dank der ausfahrbaren Schublade einfaches Bestücken des Gerätes.

**Technische Daten:**

Leistung: 230 V/36 W/50 Hz  
 Röhren: 4 x 9 Watt 119 – 40 KR  
 Spektralbereich: 350 – 400 nm  
 Außenmaße (L x B x H): 240 x 210 x 105 mm  
 Lichtraummaße (L x B x H): 150 x 150 x 50 mm  
 Polymerisationszeiten: 5 Min./10 Min./Dauerbetrieb  
 Auswahl während der 10 Sekunden Blinkanzeige

**Funktionen:** Lade öffnen – Gerät schaltet aus, Lade schließen – Gerät schaltet ein

115 927	Polylux, kpl. mit 4 Standard Röhren	1 Stck.	€ 229,00
115 928	Standard Röhre 9 Watt	1 Stck.	€ 8,90



€ 229,-

**M+W select** LC LÖFFELPLATTEN PREMIUM

Premium-Qualität mit 25% höherer Biegefestigkeit. Die vorgeformten Platten sind zur Fertigung individueller Abformlöffel, Erarbeitung von Basen für Bisschablonen und zur Anfertigung von Bissregistraten hervorragend geeignet. Das lästige Kleben der Inhibitionschicht konnte deutlich verringert werden, somit wurde die Handhabung erheblich erleichtert. Der leichte Pfefferminzgeruch macht das Arbeiten sehr angenehm. Bei Tageslicht ist das Material lange zu verarbeiten, unter Halogenlicht erfolgt aber eine schnelle Aushärtung (3 – 5 Min.). Durch die ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften lassen sich sehr stabile und bruchfeste Löffel und Bisschablonen herstellen.

**50 Stck.:**

498 908	OK-Platten, rosa	1 Pckg.	€ 53,80
498 929	UK-Platten, rosa	1 Pckg.	€ 53,80
498 909	OK-Platten, transparent	1 Pckg.	€ 53,80
498 930	UK-Platten, transparent	1 Pckg.	€ 53,80
	ab 3 Pckgn. einer Variante	je Pckg.	€ 52,80



ab € 52,80

**M+W select** LC LÖFFELPLATTEN

Mit diesen Löffelplatten wird das Anfertigen von Funktionslöffeln und Bisschablonen kinderleicht. Die vorgeformten Platten werden einfach auf das ausgeblockte und isolierte Gipsmodell adaptiert, die Überschüsse entfernt und anschließend ca. 5 Minuten lang im LC-Gerät polymerisiert. Die Löffel sind absolut verwindungsstabil und können sofort verwendet werden. Kein stechender Monomergeruch – gleichmäßige Schichtstärke von 2,3 mm und Formstabilität sind weitere Vorteile.

**50 Stck.:**

500 401	OK-Platten, naturfarben	1 Pckg.	€ 50,90
498 911	UK-Platten, naturfarben	1 Pckg.	€ 50,90
500 402	OK-Platten, rosa	1 Pckg.	€ 50,90
500 404	UK-Platten, rosa	1 Pckg.	€ 50,90
	ab 3 Pckgn. einer Variante	je Pckg.	€ 49,90



ab € 49,90

**M+W select KOPIDUR**

Transparente hartelastische Platte, verbindet sich mit Auto-polymerisat.

**Anwendung:** Aufbiss-, Miniplast- und Retentionsschienen, prov. Kronen und Brücken, Fluorid- und Interimsschienen.

10 Stck.:			
266 965	Ø 120 mm, Stärke 1,0 mm	1 Pckg.	€ 11,80
266 966	Ø 120 mm, Stärke 1,5 mm	1 Pckg.	€ 15,80
266 967	Ø 120 mm, Stärke 2,0 mm	1 Pckg.	€ 18,20
766 901	Ø 120 mm, Stärke 3,0 mm	1 Pckg.	€ 22,00
266 968	Ø 125 mm, Stärke 1,0 mm	1 Pckg.	€ 12,80
266 969	Ø 125 mm, Stärke 1,5 mm	1 Pckg.	€ 16,20
266 970	Ø 125 mm, Stärke 2,0 mm	1 Pckg.	€ 18,80
766 903	Ø 125 mm, Stärke 3,0 mm	1 Pckg.	€ 23,00
100 Stck.:			
366 901	Ø 120 mm, Stärke 1,0 mm	1 Pckg.	€ 109,00
366 902	Ø 120 mm, Stärke 1,5 mm	1 Pckg.	€ 138,00
366 903	Ø 120 mm, Stärke 2,0 mm	1 Pckg.	€ 178,00
766 902	Ø 120 mm, Stärke 3,0 mm	1 Pckg.	€ 202,00
366 917	Ø 125 mm, Stärke 1,0 mm	1 Pckg.	€ 114,00
366 918	Ø 125 mm, Stärke 1,5 mm	1 Pckg.	€ 145,00
366 919	Ø 125 mm, Stärke 2,0 mm	1 Pckg.	€ 189,00
766 904	Ø 125 mm, Stärke 3,0 mm	1 Pckg.	€ 212,00

**M+W select KOPILEN**

Diese zähelastischen Folien verbinden sich nicht mit Auto-polymerisaten.

**Anwendung:** Bleich-, Ätz- und Medikamentenschienen, Bracket-Transfermasken, Gießmasken für prov. Kronen und Brücken, Gusskappchen und Dublierformen.

10 Stck.:			
366 909	Ø 120 mm, Stärke 0,5 mm	1 Pckg.	€ 5,80
266 972	Ø 120 mm, Stärke 0,8 mm	1 Pckg.	€ 8,20
366 908	Ø 125 mm, Stärke 0,5 mm	1 Pckg.	€ 6,20
266 974	Ø 125 mm, Stärke 0,8 mm	1 Pckg.	€ 8,80
100 Stck.:			
366 910	Ø 120 mm, Stärke 0,5 mm	1 Pckg.	€ 50,00
366 907	Ø 120 mm, Stärke 0,8 mm	1 Pckg.	€ 71,00
766 910	Ø 125 mm, Stärke 0,5 mm	1 Pckg.	€ 52,00
766 911	Ø 125 mm, Stärke 0,8 mm	1 Pckg.	€ 73,00

**M+W select KOPISOFT**

Gummiartige weichelastische Folie, die sich nicht mit Auto-polymerisat verbindet.

**Anwendung:** Mundschutz, Knirscher-schutz, Positioner und Dublierformen.

10 Stck.:			
266 975	Ø 120 mm, Stärke 1,5 mm	1 Pckg.	€ 12,50
266 976	Ø 120 mm, Stärke 2,0 mm	1 Pckg.	€ 17,50
266 977	Ø 120 mm, Stärke 3,0 mm	1 Pckg.	€ 20,80
266 978	Ø 125 mm, Stärke 1,5 mm	1 Pckg.	€ 14,50
266 979	Ø 125 mm, Stärke 2,0 mm	1 Pckg.	€ 19,50
266 980	Ø 125 mm, Stärke 3,0 mm	1 Pckg.	€ 22,80
100 Stck.:			
766 915	Ø 120 mm, Stärke 1,5 mm	1 Pckg.	€ 112,00
366 916	Ø 120 mm, Stärke 2,0 mm	1 Pckg.	€ 153,00
766 916	Ø 120 mm, Stärke 3,0 mm	1 Pckg.	€ 175,00
766 917	Ø 125 mm, Stärke 1,5 mm	1 Pckg.	€ 115,00
766 918	Ø 125 mm, Stärke 2,0 mm	1 Pckg.	€ 156,00
766 919	Ø 125 mm, Stärke 3,0 mm	1 Pckg.	€ 178,00

**M+W select KOPISOFT BLEACH**

Diese elastische Folie ist speziell zur Herstellung von Bleichschienen geeignet. Sie verbindet sich nicht mit Acrylat.

10 Stck.:			
366 911	Ø 120 mm, Stärke 1,0 mm	1 Pckg.	€ 13,50
366 913	Ø 125 mm, Stärke 1,0 mm	1 Pckg.	€ 13,50
100 Stck.:			
366 912	Ø 120 mm, Stärke 1,0 mm	1 Pckg.	€ 98,00



**M+W select** ADAPTA-FOLIE

Zum manuellen Tiefziehen von Kronenkäppchen für Adapta-System, Erkomini, u.a., Ø 42 mm.

Tiefzieh-Rondellen, 100 Stck.:			
000 960	Stärke 0,6 mm	1 Pckg.	€ 9,95
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 9,60
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 9,25
Platzhalter-Rondellen, 200 Stck.:			
000 961	Stärke 0,1 mm	1 Pckg.	€ 12,75
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 12,25
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 11,75



ab € 9,25



ab € 31,50

**M+W select** FÜLLGRANULAT

Zum Einbetten der Modelle im Tiefziehgerät. Für alle Tiefziehgeräte geeignet (bleihaltig, nicht magnetisch).

015 942	1,2 kg	1 Pckg.	€ 32,50
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 31,50

**M+W select** BLOC OUT

Universeller lichthärtender Kunststoff zum Ausblocken von Unterschnitten an Gipsmodellen und als Platzhalter bei Bleachingsschienen oder Medikamententräger vor dem Tiefziehen.

198 938	3 ml Spritze, 4 Applikationskanülen	1 Pckg.	€ 14,95
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 14,30



ab € 14,30



ab € 22,50

**M+W select** SLIM-POLISHER

Die Polierscheiben eignen sich hervorragend zum Ausarbeiten und Polieren von Interdentalbereichen tiefgezogener Schienen. Die Variante A ist zum Ausarbeiten und die Variante B zur Vorpolitur gedacht. Jede Packung enthält sechs Stützscheiben und verhindert eine schnelle Abnutzung. Zusätzlich wird ein Schraubmandrell benötigt. Farbe: orange.

10 Stck.:			
274 901	Slim-Polisher A	1 Pckg.	€ 22,50
274 902	Slim-Polisher B	1 Pckg.	€ 28,20

**M+W select** MODELLIERWACHS ALLROUND

Qualitativ hochwertiges Aufstellwachs mit besonders gutem Preis/Leistungsverhältnis. Leicht elastisch, geringes Rückstellvermögen und leichte Klebrigkeit beim Fixieren der Zähne zeichnen dieses Modellierwachs aus. Schnelles Erstarren nach dem Auftragen.

**Erstarrungspunkt:** 59°C / Aschgehalt: 0,002  
**Plattengröße:** 175 x 80 x 1,25 mm

000 940	500 g	1 Pckg.	€ 7,80
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 7,20
000 941	2,5 kg	1 Pckg.	€ 29,30
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 28,30



ab € 7,20

**M+W select** MODELLIERWACHS

Hochwertiges Plattenwachs in drei verschiedenen Qualitäten und zwei unterschiedlichen Stärken. Durch die hohe Formstabilität und die geringe Kontraktion eignet es sich hervorragend für die gesamte Kunststoffprothetik. Durch die leichte Klebrigkeit und eine harmonische Elastizität können Aufstellungen einfach vorgenommen werden.

**Erstarrungspunkt:** Sommerwachs: 59°C / Aschgehalt: 0,001, Mediumwachs: 58°C / Aschgehalt: 0,002, Winterwachs 57°C / Aschgehalt: 0,000

**Plattengröße:** 185 x 83 x 1,25 - / und 1,50 mm

**Sommerwachs, 500 g:**

600 900	1,25 mm	1 Pckg.	€ 7,20
600 902	1,50 mm	1 Pckg.	€ 7,20

**Mediumwachs, 500 g:**

600 904	1,25 mm	1 Pckg.	€ 7,20
600 906	1,50 mm	1 Pckg.	€ 7,20

**Winterwachs, 500 g:**

600 908	1,25 mm	1 Pckg.	€ 7,20
600 910	1,50 mm	1 Pckg.	€ 7,20
	ab 5 Pckgn. einer Stärke	je Pckg.	€ 6,90

**Sommerwachs, 2.500 g:**

600 901	1,25 mm	1 Pckg.	€ 29,80
600 903	1,50 mm	1 Pckg.	€ 29,80

**Mediumwachs, 2.500 g:**

600 905	1,25 mm	1 Pckg.	€ 29,80
600 907	1,50 mm	1 Pckg.	€ 29,80

**Winterwachs, 2.500 g:**

600 909	1,25 mm	1 Pckg.	€ 29,80
600 911	1,50 mm	1 Pckg.	€ 29,80
	ab 5 Pckgn. einer Stärke	je Pckg.	€ 28,80

**M+W select** MODELLIERWACHS SPEZIAL

Hochwertiges premium Plattenwachs mit guten Modellationseigenschaften ohne dabei zu kleben und nicht zu spröde zu sein. Durch die zwei verschiedenen Plattenstärken sowie die Sommer- und Winterqualität kann das Wachs individuell für die verschiedensten Modellationen eingesetzt werden. Durch die geringe thermische Kontraktion und die hohe Kantenstabilität werden unbeabsichtigte Veränderungen der Modellation oder der Aufstellung vermieden. Hoher Bienenwachsanteil.

**Erstarrungspunkt:** Sommerwachs: 59°C / Aschgehalt: 0,002, Winterwachs 57°C / Aschgehalt: 0,000

**Plattengröße:** 175 x 80 x 1,25 - / und 1,50 mm

**Sommerwachs, 500 g:**

600 912	1,25 mm	1 Pckg.	€ 7,90
600 914	1,50 mm	1 Pckg.	€ 7,90

**Winterwachs, 500 g:**

600 916	1,25 mm	1 Pckg.	€ 7,90
600 918	1,50 mm	1 Pckg.	€ 7,90
	ab 5 Pckgn. einer Stärke	je Pckg.	€ 7,60

**Sommerwachs, 2.500 g:**

600 913	1,25 mm	1 Pckg.	€ 31,50
600 915	1,50 mm	1 Pckg.	€ 31,50

**Winterwachs, 2.500 g:**

600 917	1,25 mm	1 Pckg.	€ 31,50
600 919	1,50 mm	1 Pckg.	€ 31,50
	ab 5 Pckgn. einer Stärke	je Pckg.	€ 30,50



ab € 6,90



ab € 7,60

**M+W select** WACHSBISSWALLE

Bisswalle in Hufeisenform. Wir liefern in opaken Farben aus, was eine optische Beurteilung wesentlich vereinfacht. Sehr gute Qualitat, deutscher Hersteller.

100 Stck.:			
600 894	gelb, weich	1 Pckg.	€ 24,50
600 895	orange, mittel	1 Pckg.	€ 24,50
600 896	rosa, hart	1 Pckg.	€ 24,50



€ 24,50



€ 24,50

**M+W select** BISSNEHMEWACHS

Stangenwachs zur Bissnahme. Qualitat wie M+W WachsbiSSwalle. Wir liefern in opaken Farben aus, was eine optische Beurteilung wesentlich vereinfacht.

1,3 kg:			
600 897	gelb, weich	1 Pckg.	€ 24,50
600 898	orange, mittel	1 Pckg.	€ 24,50
600 899	rosa, hart	1 Pckg.	€ 24,50

**M+W select** AUSBLOCKWACHS

Fur die Modellgusstechnik zum Ausblocken und Parallelisieren der Klammerzahne. Gut zu schaben und zu schneiden, sehr glatte Oberflache. Schmiert nicht, ist leicht ausbruh- oder abdampfbar.

300 937	rosa, 70 g	1 Dose	€ 12,85
	ab 3 Dosen	je Dose	€ 12,50



ab € 12,50



€ 45,50

**M+W select** AUSBLOCKWACHS ZUM KNETEN

Fur die Modellgusstechnik. Wiederverwendbar, leicht zu kneten. Spart Dubliersilikon. Klebt nicht, Reste sind abbruhbar.

200 979	rot, 750 g	1 Dose	€ 45,50
---------	------------	--------	---------

**M+W select** KRONENWACHS

Abgestimmte Erstarrungstemperaturen (80 – 83 °C) und Härten. Dimensionsstabil und verzugsfrei, mit hoher innerer Festigkeit. Hart, aber nicht spröde. Gut zu schaben, schmiert nicht, verbrennt rückstandslos.

300 930 dunkelblau, 70 g 1 Dose € 9,95

€ 9,95



€ 12,40

**M+W select** MODELLIERWACHS OPAK

Dieses Modellierwachs zeichnet sich durch beste Modellier- und Schabeigenschaft aus. Hohe Gehalte an Mikrowachsen machen es hart, aber nicht spröde, daher sehr gut fräsbearbeitbar. Die opaken Bestandteile der Wachs bewirken eine optimale Streuung und Reflexion des Lichtes in der Weise, dass das Kauflächenrelief sehr plastisch hervortritt. Durch geringe Anteile von Pigmentfarbstoffen für die Presskeramik nicht geeignet.

hart = Erstarrungspunkt 80 °C  
extrahart = Erstarrungspunkt 85 °C

70 g:		
300 933	hart, opak-grau	1 Dose € 12,40
300 934	extrahart, opak-beige	1 Dose € 12,40
300 935	extrahart, opak-dentin	1 Dose € 12,40

**M+W select** CERVICALWACHS

Leichtfließend für einen exakten Randschluss. Gut zu schaben, schmiert nicht und verbrennt rückstandslos. Erstarrungspunkt 60 – 64 °C.

300 932 rot, 70 g 1 Dose € 11,60



€ 11,60



ab € 9,70

**M+W select** FRÄSWACHS

Erstarrungspunkt 67 °C, mit hoher innerer Festigkeit und Härte. Gute Spanbildung und glatte Fräsflächen. Verbrennt rückstandslos.

300 931	blau, 70 g	1 Dose € 10,20
	ab 5 Dosen	je Dose € 9,70

**M+W select** TAUCHWACHSGRANULAT

Erstarrungspunkt 70 – 71 °C, Verarbeitungstemperatur 75 – 85 °C. Ermöglicht stabile, elastische Kappchen mit exaktem Randschluss; auch nach mehrmaligem Abziehen und Aufsetzen. Verbrennt rückstandslos.

300 941	gelb, 300 g	1 Dose	€ 25,30
	ab 3 Dosen	je Dose	€ 24,50

ab € 24,50



ab € 6,65

**M+W select** KLEBEWACHS

Hohe Klebkraft, zum verzugfreien Verbinden von Gips-, Kunststoff- und Metallteilen. Hart und spröde. Leicht ausbrüh- oder abdampfbar. Farbe rotbraun.

300 936	2 x 50 g	1 Pckg.	€ 6,95
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 6,65

**M+W select** MICRO-WET

Silikon- und Wachsentspanner, eignet sich hervorragend zum Entspannen von Oberflächen bei Dubliersilikon und Silikonabformungen vor dem Ausgießen in Gips. Außerdem auch zum Entspannen von Gusswachsteilen vor dem Einbetten geeignet.

000 917	Zerstäuberflasche, 100 ml	1 Fl.	€ 6,30
	ab 3 Flaschen	je Fl.	€ 6,00
000 918	Nachfüllflasche, 1 l	1 Fl.	€ 20,90

ab € 6,-



ab € 6,65

**M+W select** WACHSGLÄTTUNGSPINSEL

Spezialpinsel zum Reinigen und Glätten der Wachsmodellation mit feinem Borsten-Besatz. Keine Beschädigung der Wachsmodellation.

198 966	Wachsglättungspinsel	1 Stck.	€ 6,95
	ab 3 Stck.	je Stck.	€ 6,65

**M+W select** WACHS-SCHABLONEN

Für die Modellgusstechnik. Bei Raumtemperatur adaptierfähig.

013 966	PK, 10 Tafeln	1 Pckg.	€ 14,80
013 967	MK, 10 Tafeln	1 Pckg.	€ 14,80
013 968	TK I, 10 Tafeln	1 Pckg.	€ 14,80
013 969	TK II, 10 Tafeln	1 Pckg.	€ 14,80
013 980	TK III, 10 Tafeln	1 Pckg.	€ 14,80
013 970	RK, 10 Tafeln	1 Pckg.	€ 14,80
013 971	RKG, 10 Tafeln	1 Pckg.	€ 14,80
013 972	KR, 10 Tafeln	1 Pckg.	€ 14,80
013 973	UKB I, 10 Tafeln	1 Pckg.	€ 14,80
013 974	RN I (Gitter groß), 20 Tafeln	1 Pckg.	€ 18,20
013 975	RN II, (Gitter klein) 20 Tafeln	1 Pckg.	€ 18,20
013 976	RN III (Lochretention), 20 Tafeln	1 Pckg.	€ 18,20
013 977	PR I klein, 10 Tafeln	1 Pckg.	€ 14,80
013 978	PR II groß, 10 Tafeln	1 Pckg.	€ 14,80
013 979	SK, 10 Tafeln	1 Pckg.	€ 14,80

ab € 14,80



ab € 9,90

**M+W select** WACHSDRAHT

Zeichnet sich durch seine optimale Zusammensetzung reiner Naturwache, sowie eine außergewöhnliche Stabilität bei guter Verformbarkeit aus. Die in Form gebrachten Wachsdrähte sind formstabil, was ein Verziehen der angewachsenen Brückenkonstruktion verhindert. Der M+W Wachsdraht enthält keine opaken Bestandteile und ist somit auch hervorragend für Vollkeramikarbeiten einsetzbar.

türkis = hart  
blau = mittelhart

Rolle 250 g:		
200 902	türkis, Stärke 2,5 mm Ø	1 Rolle € 10,30
200 903	türkis, Stärke 3,0 mm Ø	1 Rolle € 10,30
200 904	türkis, Stärke 3,5 mm Ø	1 Rolle € 10,30
200 905	türkis, Stärke 4,0 mm Ø	1 Rolle € 10,30
200 906	türkis, Stärke 5,0 mm Ø	1 Rolle € 10,30
200 912	blau, Stärke 2,5 mm Ø	1 Rolle € 10,30
200 913	blau, Stärke 3,0 mm Ø	1 Rolle € 10,30
200 914	blau, Stärke 3,5 mm Ø	1 Rolle € 10,30
200 915	blau, Stärke 4,0 mm Ø	1 Rolle € 10,30
200 916	blau, Stärke 5,0 mm Ø	1 Rolle € 10,30
ab 3 Rollen sortiert		je Rolle € 9,90

**M+W select** WACHSHAFTGRUND

Rückstandsfrei verbrennender Kleber zur Fixierung von Wachsfertigteilen auf Duplikatmodellen aus Einbettmasse. Wachshaftgrund wird dünn aufgetragen, um das Anhaften der Fertigteile am Duplikat zu gewährleisten. Durch den enthaltenen Verdüner ist ein Austrocknen des Klebers ausgeschlossen.

000 925	Wachshaftgrund, 30 ml	1 Fl.	€ 10,95
000 926	Verdünner, 100 ml	1 Fl.	€ 10,20



ab € 10,20

**M+W select** WAXDIP 2

Preisgünstige Wachstauchdose, die Temperatur lässt sich stufenlos von 65 – 105 °C regulieren.

**Technische Daten:**

Außenmaße (H x B x T): 70 x 87 x 80 mm  
 Fassungsvermögen: ca. 25 ml  
 Temperaturbereich: 65 – 105 °C  
 Aufheizzeit: 7 Minuten  
 max. Leistung: 85/13 W  
 Garantie: 3 Jahre

099 981 WAXDIP 2 (Gerät wird ohne Füllung geliefert) 1 Stck. € 164,00



€ 164,-

**M+W select** INDU-HEAT

Induktionsheizgerät zur Erwärmung von Wachsmessern, Sonden und anderen dentalen Instrumenten.

**Technische Daten:**

Spannung: 230 V  
 Leistung: 100 W  
 Maße (H x B x T): 95 x 92 x 270 mm  
 Gewicht: 550 g  
 Garantie: 1 Jahr

300 905 Indu-Heat 1 Stck. € 215,00



€ 215,-

**M+W select** WAX-COMBI

Dieses Gerät ist ein Wachstauchgerät, das mit einem elektrischen Wachsmesser kombiniert ist. Durch seine kleine Abmessung können Sie zwei wichtige Geräte auf wenig Raum unterbringen. Wachsmesser und Tauchdose lassen sich separat in ihrer Temperatur stufenlos steuern. Somit werden die optimalen Voraussetzung für ein spannungsfreies Modellieren und Tauchen geschaffen. Das durch die Korkhülse gegen Hitze isolierte Handstück gewährleistet eine sichere Führung beim Modellieren.

**Technische Daten:**

Anschlusswert: 230 V/50/60 Hz  
 Sicherung: 0,16 A  
 Aufnahmeleistung gesamt: 20 W  
 Heizstift: Spannung 6 V/5 W  
 Temperaturbereich Heizstift: 30 – 230 °C stufenlos regelbar  
 Temperaturbereich Wachstopf: 60 – 105 °C stufenlos regelbar  
 Funktionsanzeige: beleuchteter Wippschalter  
 Maße (B x T x H): 160 x 80 x 60 mm  
 Gewicht: 1,0 kg  
 Garantie: 2 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)

099 979 Gerät inkl. Heizgriff und 1 Sonde 1 Stck. € 274,00

Heizgriff mit Kabel

099 980 ohne Modellierspitze 1 Stck. € 53,80



€ 274,-

**M+W select** BLUE-TEC LC

Lichthärtender, rückstandsfrei verbrennender und gelförmiger Modellierkunststoff für die Modellation von Geschieben, Teleskop- und Konuskronen, individueller Implantataufbauten, Adhäsivbrücken und zur Verblockung von Gussteilen. Durch die hohe Standfestigkeit lassen sich ebenfalls sehr gut Modellgussmodellationen ohne Dublikatmodelle erstellen. Die Aushärtung erfolgt im handelsüblichen Polymerisationsgerät mit einem Wellenbereich von 320 – 500 nm.

093 972 3 g Spritze, 2 Kanülen 1 Pckg. € 19,50

093 973 4 x 3 g Spritzen, 8 Kanülen 1 Pckg. € 69,50

NEU

ab € 19,50





P.K. THOMAS  
AUFWACHSINSTRUMENTE

Import-Qualität.

040 901	PKT-1 (1.)	1 Stck.	€ 5,15
040 902	PKT-2 (2.)	1 Stck.	€ 5,15
040 903	PKT-3 (3.)	1 Stck.	€ 5,15
040 904	PKT-4 (4.)	1 Stck.	€ 5,15
040 905	PKT-5 (5.)	1 Stck.	€ 5,65
040 906	Satz mit 5 Stck. (PKT 1-5)	1 Pckg.	€ 28,95

ab € 5,15



€ 11,50



THOMAS-COLOR

Modellierinstrumente für die Aufwachstechnik. Mit Alu-Griffen.

298 930	PKT-1, gold (1.)	1 Stck.	€ 11,50
298 931	PKT-2, grün (2.)	1 Stck.	€ 11,50
298 932	PKT-3, blau (3.)	1 Stck.	€ 11,50
298 933	PKT-4, rot (4.)	1 Stck.	€ 11,50
298 934	PKT-5, silber (5.)	1 Stck.	€ 11,50
298 935	Satz mit 5 Stück (PKT 1-5)	1 Pckg.	€ 51,50



€ 12,40



AUFWACHSINSTRUMENTE

Nach P.K.Thomas. Optimal ausbalanciert, ergonomischer 3-Finger-Form-Griff. Farbcodiert, dadurch gut auseinanderzuhalten.

081 980	PKT-1, orange (1.)	1 Stck.	€ 12,40
081 981	PKT-2, grün (2.)	1 Stck.	€ 12,40
081 982	PKT-3, blau (3.)	1 Stck.	€ 12,40
081 983	PKT-4, weiß (4.)	1 Stck.	€ 12,40
081 984	PKT-5, braun (5.)	1 Stck.	€ 12,40
081 985	Satz mit 5 Stück (PKT 1-5)	1 Pckg.	€ 56,90



**M+W select** WACHSMESSER  
NACH FAHNENSTOCK

Rostfrei. Importqualität.

<b>298 944</b>	13 cm Länge	1 Stck.	€ 4,50
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 4,10
<b>298 945</b>	17 cm Länge	1 Stck.	€ 4,90
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 4,50

ab € 4,10



ab € 4,50

**M+W select** WACHSMESSER  
NACH LESSMANN

Mit Mulde, rostfrei. Importqualität.

<b>298 940</b>	13 cm Länge	1 Stck.	€ 4,20
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 3,90
<b>298 954</b>	17 cm Länge	1 Stck.	€ 5,20
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 4,90

ab € 3,90



ab € 4,90

**M+W select** ANTKOVIAK WACHSMESSER

Mit Kunststoffgriff und auswechselbarer Klinge. Importqualität.

<b>298 939</b>	Antkoviak Wachsmesser	1 Stck.	€ 4,90
<b>298 938</b>	Ersatzklinge	1 Stck.	€ 3,10

€ 4,90



**M+W select** ERMERT WACHSMESSER

Mit Holzgriff. Importqualität.

<b>298 936</b>	Ermert Wachsmesser	1 Stck.	€ 5,50
----------------	--------------------	---------	--------

€ 5,50



**M+W select GUSSTRICHTERFORMER**

Zur Herstellung von Eingusstrichtern.

<b>000 931</b>	Grösse 1x	1 Stck.	€ 3,50
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 3,30
<b>000 932</b>	Grösse 3x	1 Stck.	€ 4,20
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 3,90
<b>000 933</b>	Grösse 6x	1 Stck.	€ 4,90
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 4,60
<b>000 934</b>	Grösse 9x	1 Stck.	€ 5,30
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 4,95
<b>000 957</b>	Universal (für alle Küvettengrößen geeignet)	1 Stck.	€ 6,75



**ab € 3,-**



**M+W select GUSSKÜVETTEN**

Preisgünstige Gussküvetten, zunderarm. Aus hochwertigem Sonderstahl.

<b>000 953</b>	Größe 1x	1 Stck.	€ 3,20
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 3,00
<b>000 954</b>	Größe 3x	1 Stck.	€ 4,70
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 4,50
<b>000 955</b>	Größe 6x	1 Stck.	€ 5,50
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 5,20
<b>000 956</b>	Größe 9x	1 Stck.	€ 6,10

**M+W select MUFFELVLIES**

Einlegestreifen aus Keramikfaserpapier für Gussküvetten in der Kronen- und Brückentechnik. M+W Muffelvlies bietet eine optimale Expansion der Einbettmasse, verhindert Rissbildungen und erleichtert das Ausbetten nach dem Giessen. 55 mm Breite zum vollständigen Auslegen der Gussküvette ohne Randbildung.

<b>Rolle mit 25 m:</b>			
<b>000 927</b>	50 mm Breite	1 Rolle	€ 15,90
	ab 3 Rollen	je Rolle	€ 15,50
	ab 6 Rollen	je Rolle	€ 14,90
<b>000 947</b>	55 mm Breite	1 Rolle	€ 17,50
	ab 3 Rollen	je Rolle	€ 16,80



**ab € 51,50**



**M+W select EXPANSIONSFOLIE**

Zur Herstellung der Modellgussmuffel. Bis zu 25% Einsparung von Einbettmasse durch direkte Adaption der Muffelfolien am Modellsockel = dadurch kleinere Muffel. Durch Luftpolsterrippenstruktur wird eine freie Expansion erreicht.

<b>000 987</b>	Rolle, 25 m	1 Rolle	€ 52,50
	ab 3 Rollen	je Rolle	€ 51,50

**M+W select** CHROMALLOY MG

Nichtedelmetall-Gusslegierung auf Kobaltbasis für die Modellgusstechnik gemäß DIN EN ISO 22674, Typ 5. Chromalloy MG ist eine klassische Modellgusslegierung für die Klammerprothetik mit sehr gutem Fließverhalten und Formfüllvermögen. Die gegossenen Arbeiten lassen sich optimal ausarbeiten und polieren.

**Technische Daten:**

- Dehngrenze 0,2%: 650 MPa
- Bruchdehnung: 5,0 %
- E-Modul: 220 GPa
- Vickershärte: 350 HV10
- Schmelzintervall: 1.280 – 1.360 °C
- Gießtemperatur: 1.450 °C

094 971 1 kg 1 Pckg. € 198,00

**M+W select** CHROMALLOY KB

Nichtedelmetall-Gusslegierung auf Kobaltbasis für die Metallkeramik gemäß DIN EN ISO 22674, Typ 4. Chromalloy KB lässt sich durch eine niedrige Härte optimal bearbeiten und polieren. Ihre sehr guten Eigenschaften sind besonders für Kronen, Brücken und Fräsarbeiten geeignet. Die Legierung ist korrosionsbeständig und frei von Beryllium und Gallium. Das Material lässt sich mit allen handelsüblichen Metallkeramiken verblenden. Zusammensetzung Co: 64,0 Cr: 21,0 Mo: 6,0 W: 6,0.

**Technische Daten:**

- Dehngrenze: 570 MPa
- Bruchdehnung: 10,0 %
- E-Modul: 194 GPa
- WAK 25 – 500°C: 13,9 x 10 -6 K -1
- WAK 25 – 600°C: 14,0 x 10 -6 K -1
- Zugfestigkeit: 734 MPa
- Vickershärte: 286 HV10
- Schmelzintervall: 1.309 – 1.417°C
- Gießtemperatur: 1.460 °C

094 974 1 kg 1 Pckg. € 315,00

€ 198,-

€ 315,-



**M+W select** LÖTSCHUTZPASTE

Hitzeschutzpaste die Kunststoff, Keramik usw. vor Schweiß- und Löthitze schützt. Die zu schützende Teile werden einfach mit der Lötenschutzpaste abgedeckt. Nach der Lötung kann die Paste einfach unter fließendem Wasser mit Hilfe einer Bürste entfernt werden.

000 915 250 g 1 Dose € 10,20  
ab 3 Dosen je Dose € 9,70

**M+W select** CHROMAVIT

Flüssiger, gebrauchsfertiger Tauchhärter für die Modellgusstechnik. Kalt anzuwenden. Kein Nachtrocknen erforderlich.

000 914 1 l 1 Fl. € 14,10  
ab 3 Flaschen je Fl. € 13,80

ab € 13,80



**M+W select** BRENNERGAS

Für Laborbrenner der verschiedensten Typen (Blue-Flame, Kager, Kisag etc.). Mit ozonfreudlichem Treibgas. Die Flammentemperatur erreicht je nach Brenner bis ca. 1.200 °C.

000 919 400 ml 1 Dose € 5,20  
ab 5 Dosen je Dose € 4,90  
ab 10 Dosen je Dose € 4,60

ab € 4,60



ab € 9,70



**M+W select VAPORBOY**

Dieser manuell zu befüllende Dampfstrahler eignet sich hervorragend zur Reinigung zahntechnischer Arbeiten und verschmutzter Instrumente. Wachse, Fette, Isoliermittel und Schmutz lassen sich mit dem starken Sattedampf schonend und schnell entfernen. Die Einhandbedienung und der regelbare Druck ermöglicht ein praktisches, unkompliziertes Arbeiten. Eine Kontrollleuchte zeigt an, wenn der Wassertank leer ist und neu befüllt werden muss.

**Technische Daten:**

Netzanschluss: 230 V/50 - 60 Hz  
 Aufnahmeleistung: 1.100 W  
 Maße (H x B x T): 290 x 330 x 330 mm  
 Gewicht: 9 kg  
 Druck: 0 - 4 bar  
 Tankvolumen: 3,5 l  
 Garantie: 2 Jahre

000 994 VaporBoy 1 Stck. € 998,00

€ 998,-



ab € 16,70

**M+W select CHROMALLOY-ELEKTROLYT**

Hervorragend zum Glänzen von CoCrMo-Legierungen. Mit Chromalloy-Elektrolyt kann die Glänzzeit verkürzt werden. Lange haltbar, gebrauchsfertig. Für alle Glänzgeräte geeignet. Nach Verbrauch muss Flüssigkeit gesondert entsorgt werden.

000 920 1 l 1 Fl. € 16,70  
 000 958 5 l 1 Kan. € 61,50

**M+W select ATTACHMENT-KLEBER NEM**

Der Attachmentkleber ist ein Zweikomponenten-Compositekleber in der Farbe gold zur Befestigung von prothetischen Halteelementen aus NEM. Metallteile können somit spannungsfrei direkt auf dem Arbeitsmodell verklebt werden. Ein hoher Anteil an anorganischen Füllstoffen gewährleistet eine hohe Endhärte und somit die erforderliche Stabilität.

2 x 2,5 g Doppelspritze,  
 074 924 inkl. 5 Mischkanülen 1 Pckg. € 41,95  
 ab 3 Pckgn. je Pckg. € 40,95

ab € 40,95



**M+W select ATTACHMENT-KLEBER ZIRCONIA**

Der Attachment-Kleber Zirconia ist ein transparentes, selbsthärtendes Befestigungscomposite für die adhäsive Befestigung von Zirkonoxid-Konstruktionen auf Restaurationen aus Edelmetall, Nicht-Edelmetall und Keramik. Der Kleber verfügt über ausgezeichnete Haftwerte und ermöglicht eine einfache Anwendung durch Mischkanülen, in denen das Material gebrauchsfertig gemischt wird. Es wird keine Lichthärtung benötigt. Der Attachment Zirconia Primer ist ein speziell abgestimmter Haftvermittler auf Ethanolbasis für einen dauerhaften und sicheren Verbund.

2 x 4 g Doppelspritze,  
 074 917 5 Mischkanülen 1 Pckg. € 43,90  
 ab 3 Pckg je Pckg. € 42,90  
 074 918 Attachment-Primer Zirconia, 5 ml 1 Stck. € 52,90  
 ab 3 Pckg je Pckg. € 51,90

ab € 42,90



## M+W select SANDBLASTER

Unser Strahlgerät bietet mit seiner großen und gut LED-beleuchteten Kammer ein einfaches Bearbeiten der verschiedenen Werkstücke. Das Gerät verfügt über ein pneumatisches Fußpedal und zwei Strahlentankmodule. Das rechte, blau markierte Strahlentankmodul, ist mit einer 0,8 mm Düse für eine Körnung von 50 – 110 µm ausgestattet, während das linke, schwarz markierte Strahlentankmodul, mit einer 1,0 mm Düse für 90 – 150 µm ausgerüstet ist. Das linke Strahlentankmodul ist durch die im Lieferumfang enthaltene 1,3 mm Düse zur Verwendung von 150 – 250 µm Strahlsand aufrüstbar. Mit dem eingebauten Drehschalter im Inneren der Kammer, können die Tankmodule wahlweise ohne Arbeitsunterbrechung separat angesteuert werden. Der integrierte Absaugstutzen auf der Rückseite erlaubt den einfachen Anschluss einer externen Absaugung. Eine im Lieferumfang enthaltene austauschbare Glasschutzfolie soll das verbaute Sichtglas vor Abrasion schützen. Wahlweise kann das Gerät mit ESG Scheibe für eine noch bessere und klarere Sicht aufrüstet werden. Zudem verfügt das Strahlgerät über einen integrierten Druckregler sowie einen Kondenswasserabscheider, um das Strahlmittel vor heraustrretender Feuchtigkeit aus dem Druckluftkompressor zu schützen.

### Technische Daten:

Spannung: 220 – 230 V  
 Leistung LED: 10 W  
 Maße (H x B x T): 380 x 430 x 400 mm  
 Maße Saugstutzen: Ø-außen 35 mm, Ø-innen 32 mm, L = 40 mm  
 Arbeitsdruck: 1 – 7 bar  
 Strahlentank Füllmenge: ca. 700 g  
 Gewicht: 13 kg  
 Garantie: 1 Jahr

700 940	Sandblaster	1 Stck.	€ 668,00
700 901	Sicherheitsglas Acryl	1 Stck.	€ 13,90
700 902	Sicherheitsglas gehärtet	1 Stck.	€ 36,80
700 903	Strahldüse 0,8	1 Stck.	€ 39,90
700 904	Strahldüse 1,0	1 Stck.	€ 39,90
700 905	Strahldüse 1,3	1 Stck.	€ 39,90
700 906	Strahldüse 1,4	1 Stck.	€ 39,90
700 930	Druckluftschlauch 8 x 6 mm, lfd. Meter	1 Stck.	€ 5,50
700 931	Kupplung DN 7,2	1 Stck.	€ 4,00

€ 668,-



## M+W select PERLASOFT

SiO<sub>2</sub> Perlstrahlmittel zum Glänzen und Verdichten der Oberflächen von Edelmetallen. Auch für Stahlarbeiten einsetzbar. Deutsches Qualitätsprodukt.

<b>5 kg:</b>			
093 910	mittel, 150 µm	1 Kan.	€ 17,50
093 912	fein, 50 µm	1 Kan.	€ 17,50
<b>25 kg:</b>			
093 911	mittel, 150 µm	1 Karton	€ 64,50
093 913	fein, 50 µm	1 Karton	€ 64,50

ab € 17,50



## M+W select CHROMOKORUND

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> reinstes Aluminium-Oxid (Edelkorund), weiß. Große Härte (Mohs 9) und Kornschärfe, dadurch hohe Abstrahlleistung und kurze Strahlzeit. Deutsches Qualitätsprodukt.

<b>5 kg:</b>			
093 915	x-grob, 250 µm	1 Kan.	€ 19,90
093 901	grob, 150 µm	1 Kan.	€ 19,90
093 904	mittel, 110 µm	1 Kan.	€ 19,90
093 907	fein, 50 µm	1 Kan.	€ 19,90
<b>25 kg:</b>			
093 916	x-grob, 250 µm	1 Karton	€ 76,90
093 902	grob, 150 µm	1 Karton	€ 76,90
093 905	mittel, 110 µm	1 Karton	€ 76,90
093 908	fein, 50 µm	je Karton	€ 76,90
	ab 3 x 25 kg einer Härte	je Karton	€ 74,90

ab € 19,90



 KERAMIK-ANMISCHPLATTE I

Mit verschiedenen runden und rechteckig-schrägen Mulden. Aus Porzellan, mit Staubschutzdeckel. Größe ca. 15 x 9 cm.

698 972 Keramik-Anmischplatte I 1 Stck. € 36,40



€ 36,40



€ 36,40

 KERAMIK-ANMISCHPLATTE II

Anmischmöglichkeiten für mindestens 2 Farben (jeweils Dentin-, Schneide- und Halsmasse separat), 4 Effektmassen und plane Flächen. Der Deckel schützt vor Staub und Austrocknen der Massen. Größe ca. 15,5 x 9,5 cm.

698 973 Keramik-Anmischplatte II 1 Stck. € 36,40



€ 36,40

 MALFARBEN-MISCHPLATTE

Bietet vielfältige Variationsmöglichkeiten in der Malfarben-technik. 30 Mulden für Malfarben, eine große Mulde für Glasurmasse und eine große Mischfläche. Mit Staubschutzdeckel. Größe 15,5 x 9,5 cm.

698 974 Malfarben-Mischplatte 1 Stck. € 36,40



ab € 22,90

 KERAMIK-ISOLIERSTIFT

Der doppelendige Stift ist getränkt mit einer Spezial-Isolierung Gips gegen Keramik. Mit der dünnen Spitze lässt sich die Isolierung gezielt punktuell auftragen, das breite Ende eignet sich hervorragend für größere Flächen.


198 964 Keramik-Isolierstift 1 Stck. € 23,80  
ab 3 Stck. je Stck. € 22,90

**M+W select** CONE-PIN

Das intelligente Brennset für die Dentalkeramik. Flexibel durch Abstandsanpassung (bis max. 12 mm). Hohe Lebensdauer.

**Set:**  
4 x T1 und je 1 x T3, T5, T7, T9  
und T11, je 2 x Wabenplatten  
und 2 x Brennwatte

<b>798 901</b>	Wabenplatte	1 Stck.	<b>€ 8,90</b>
<b>798 908</b>	Brennwatte	1 Stck.	<b>€ 4,60</b>
<b>5 Stck.:</b>			
<b>798 902</b>	T1 (1.)	1 Pckg.	<b>€ 24,95</b>
<b>798 904</b>	T5 (2.)	1 Pckg.	<b>€ 24,95</b>
<b>798 905</b>	T9 (3.)	1 Pckg.	<b>€ 34,80</b>
<b>798 906</b>	T3 (4.)	1 Pckg.	<b>€ 45,60</b>
<b>798 907</b>	T7 (5.)	1 Pckg.	<b>€ 45,60</b>
<b>798 900</b>	T11 (6.)	1 Pckg.	<b>€ 45,60</b>



ab € **24,95**



€ **29,30**

**M+W select** BRENNGUT-SET

Wabenbrenngutträger mit vielen Taschen zur Aufnahme von Brennguthaltern. Diese sind aus einer hochtemperaturstabilen, zunderfreien Legierung.

2 achteckigen Brenngutträgern,  
2 Halter gewandelt, je 4 Halter  
gebogen und gewinkelt

<b>000 911</b>	gebogen und gewinkelt	1 Set	<b>€ 29,30</b>
<b>000 899</b>	M+W Fächer-Pin, 5 Stck.	1 Pckg.	<b>€ 21,50</b>

**M+W select** OPAKERPINSEL

Flachpinsel aus Torayhaar zum einfachen und gleichmäßigen Auftragen von Opakermassen.

<b>498 960</b>	Größe 0 (1.)	1 Stck.	<b>€ 3,30</b>
	ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 3,10</b>
<b>498 961</b>	Größe 2 (2.)	1 Stck.	<b>€ 3,50</b>
	ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 3,30</b>
<b>498 962</b>	Größe 4 (3.)	1 Stck.	<b>€ 3,75</b>
	ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 3,55</b>

ab € **3,10**



 ROTMARDER-KOLINSKY-PINSEL

Aus feinsten und widerstandsfähigen Kolinsky-Rotmarder-Haaren. Lange Lebensdauer, rotlackierter Holzgriff.

<b>198 967</b>	Größe 00 (1.)	1 Stck.	€ 2,80
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 2,60
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 2,40
<b>198 968</b>	Größe 0 (2.)	1 Stck.	€ 2,80
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 2,60
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 2,40
<b>198 969</b>	Größe 1 (3.)	1 Stck.	€ 3,10
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 2,90
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 2,70
<b>198 970</b>	Größe 2 (4.)	1 Stck.	€ 3,50
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 3,30
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 3,10
<b>198 971</b>	Größe 3 (5.)	1 Stck.	€ 3,90
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 3,70
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 3,50
<b>198 972</b>	Größe 4 (6.)	1 Stck.	€ 4,80
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 4,60
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 4,40
<b>198 973</b>	Größe 5 (7.)	1 Stck.	€ 5,90
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 5,60
<b>198 974</b>	Größe 6 (8.)	1 Stck.	€ 7,05
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 6,75
<b>198 975</b>	Größe 7 (9.)	1 Stck.	€ 8,35
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 8,10
<b>198 976</b>	Größe 8 (10.)	1 Stck.	€ 11,65
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 11,30
<b>198 977</b>	Größe 10 (11.)	1 Stck.	€ 17,50
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 16,95
<b>198 978</b>	Größe 12 (12.)	1 Stck.	€ 28,20

ab € 2,40



ab € 5,40

 KOMBI-PINSEL

Für die Aufwachstechnik. Eine Seite Rotmarder-Kolinsky 1a Größe 3, die andere Seite China-Borsten Größe 8.

<b>198 965</b>	Kombi-Pinsel	1 Stck.	€ 7,30
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 6,95
	<b>Pinselkopf einzeln:</b>		
	Rotmarder-Kolinsky 1a Gr. 3,		
<b>498 959</b>	10 Stck.	1 Pckg.	€ 24,95

 KERAMIK-PINSEL

Beste Rotmarder-Kolinsky-Qualität. Mit Goldzwinge und schwarzem Griff.

<b>298 991</b>	Big Brush (1.)	1 Stck.	€ 26,90
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 25,90
<b>298 992</b>	Touch-up Brush (2.)	1 Stck.	€ 8,20
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 7,85
<b>298 993</b>	(3) Stain Brush (3.)	1 Stck.	€ 5,70
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 5,40
<b>298 994</b>	Glazing Brush (4.)	1 Stck.	€ 6,20
<b>298 995</b>	Clean-up Brush (5.)	1 Stck.	€ 6,50



ab € 6,95

**M+W select** SYNTHETIC-PINSEL

Keramikpinsel mit synthetischem Pinselbesatz. Sehr lange Lebensdauer. Dichter Haarbesatz, lackierter Holzgriff und Silberzwinge.

<b>598 941</b>	Größe 00 (1.)	1 Stck.	€ 2,65
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 2,45
<b>598 942</b>	Größe 0 (2.)	1 Stck.	€ 2,65
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 2,45
<b>598 943</b>	Größe 1 (3.)	1 Stck.	€ 2,80
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 2,60
<b>598 944</b>	Größe 2 (4.)	1 Stck.	€ 2,80
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 2,60
<b>598 945</b>	Größe 3 (5.)	1 Stck.	€ 3,10
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 2,90
<b>598 946</b>	Größe 4 (6.)	1 Stck.	€ 3,10
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 2,90
<b>598 947</b>	Größe 5 (7.)	1 Stck.	€ 3,50
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 3,30
<b>598 948</b>	Größe 6 (8.)	1 Stck.	€ 3,95
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 3,75
<b>598 950</b>	Größe 8 (9.)	1 Stck.	€ 5,10
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 4,80
<b>598 951</b>	Größe 10 (10.)	1 Stck.	€ 6,85
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 6,55



**M+W select** MALPINSEL

Bestückt mit ausgesuchten 1a Rotmarder-Kolinsky-Haaren. Mit ergonomisch geformtem Griff.

<b>398 929</b>	Größe 3/0 (1.)	1 Stck.	€ 4,50
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 4,30
<b>398 930</b>	Größe 00 (2.)	1 Stck.	€ 4,50
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 4,30
<b>398 931</b>	Größe 0 (3.)	1 Stck.	€ 4,90
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 4,70
<b>298 996</b>	Größe 1 (4.)	1 Stck.	€ 4,60
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 4,40
<b>298 997</b>	Größe 2 (5.)	1 Stck.	€ 5,80
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 5,50
<b>298 998</b>	Größe 4 (6.)	1 Stck.	€ 6,85
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 6,55
<b>298 999</b>	Größe 6 (7.)	1 Stck.	€ 8,95
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 8,60

**M+W select** PINSELKOPF EINZELN

Rotmarder-Kolinsky 1a.

<b>498 959</b>	Gr. 3, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 24,95
----------------	-----------------	---------	---------



€ 24,95

**M+W select DENTA-DON**

Heißpolymerisierender Kunststoff für die Herstellung von partiellen und totalen Prothesen im Press- oder Injektionsverfahren. Besonders gut geeignet für die Kurzzeit-Polymerisation. Das Material zeichnet sich durch hervorragende mechanische Werte und Farbstabilität aus. Farbe: rosa-transparent.

500 901	Pulver, 500 g	1 Pckg.	€ 26,85
500 902	Pulver, 1 kg	1 Pckg.	€ 45,90
500 905	Flüssigkeit, 500 ml	1 Fl.	€ 20,95
500 906	Flüssigkeit, 1 l	1 Fl.	€ 33,90



**M+W select DENTA-IN-PRESS**

Kaltpolymerisierender Kunststoff auf Methylmethacrylatbasis. Speziell eingestellt für Kunststoff-Injektionsverfahren. Auch hervorragend geeignet für herkömmliche Kunststofftechniken.

500 930	Pulver, 500 g	1 Pckg.	€ 41,40
500 931	Pulver, 1 kg	1 Pckg.	€ 79,80
500 932	Flüssigkeit, 500 ml	1 Fl.	€ 41,40
500 933	Flüssigkeit, 1 l	1 Fl.	€ 79,80



**M+W select DENTA-PRESS**

Kaltpolymerisierender Kunststoff auf Methylmethacrylat-Basis mit längerer Verarbeitungsbreite (7 – 8 Min.) für Komplettierungen von Modellguss-Prothesen, Reparaturen, Erweiterungen und Unterfütterungen.

500 910	Pulver rosa, 500 g	1 Pckg.	€ 35,50
500 911	Pulver rosa, 1 kg	1 Pckg.	€ 61,50
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 59,50
500 912	Pulver klar, 500 g	1 Pckg.	€ 35,50
500 913	Pulver klar, 1 kg	1 Pckg.	€ 61,50
500 915	Flüssigkeit, 500 ml	1 Fl.	€ 35,50
500 916	Flüssigkeit, 1 l	1 Fl.	€ 61,80
	ab 3 Flaschen	je Fl.	€ 59,80



**M+W select DENTA-FAST-NF**

Kaltpolymerisierender Reparatur-Kunststoff für Erweiterungen, Wiederbefestigung von Zähnen und sonstige Reparaturarbeiten. Die Vergilbung ist nahezu ausgeschlossen und der Restmonomergehalt gesenkt. Farbe: rosa-transparent.

500 922	Pulver, 500 g	1 Pckg.	€ 32,50
500 923	Pulver, 1 kg	1 Pckg.	€ 52,90
500 927	Flüssigkeit, 500 ml	1 Fl.	€ 29,30
500 928	Flüssigkeit, 1 l	1 Fl.	€ 51,20



**M+W select** DENTA-O-RESIN

Autopolymerisat zur Herstellung von kieferorthopädischen Geräten. Das Material ist universell für die Sprüh-, Streu- und Anteigtechnik einsetzbar. Die optimal abgestimmte Pulver- / Flüssigkeits-Kombination gewährleistet eine unkomplizierte Anwendung.

500 980	Pulver, 500 g	1 Pckg.	€ 33,40
500 981	Pulver, 1 kg	1 Pckg.	€ 45,80
500 982	Flüssigkeit, 500 ml	1 Fl.	€ 22,80



€ 22,80



ab € 33,40

**M+W select** UNTERFÜTTERUNGSGERÄT TYP I

Einfaches und präzises Unterfütterungsgerät mit Schnellverschlusschrauben. Schrauben und Säulen aus Messing, die Platten sind aus rostfreiem Stahl. Ø 115 mm, Höhe 100 mm.

000 959	Gerät kpl.	1 Stck.	€ 46,80
	ab 3 Geräte	je Stck.	€ 45,80

ab € 45,80



**M+W select** UNTERFÜTTERUNGSGERÄT TYP II

Präzisions-Unterfütterungsgerät mit geteilten Säulen, die konisch geführt sind. Markierungsrillen erleichtern die optische Kontrolle beim Zusammensetzen und vermeiden Bisserrhöhungen. Schnellspannschrauben fixieren die Teile im Nu. Platten aus rostfreiem Metall, Säulen und Schnellspannschrauben aus Messing. Farbe: schwarz, Ø 115 mm, Höhe 100 mm.

000 962	Gerät kpl.	1 Stck.	€ 81,00
---------	------------	---------	---------

€ 81,-



**M+W select** KÜVETTENBÜGEL V2A

Diese Bügelform garantiert einen konstanten Druck auf die Küvette während des gesamten Polymerisationsvorgangs. Mit dem praktischen Haltebügel kann nach der Polymerisation der Bügel gefahrlos aus dem kochenden Wasser genommen werden. Geeignet zur Aufnahme von Küvetten mit einer maximalen Breite von 105 mm.

198 902	Größe 1	1 Stck.	€ 56,80
198 903	Größe 2	1 Stck.	€ 64,90

ab € 56,80



ab € 64,50



**M+W select** MESSINGKÜVETTE

Robuste Küvette mit den Maßen (L x B x H) 90 x 90 x 60 mm.

<b>081 939</b>	Küvette 90 x 90 x 60 mm	1 Stck.	€ 66,50
		ab 3 Stck.	je Stck. € 64,50

**M+W select** PERMABOND LAB NEW FORMULA

Ein Metall-Primer, der leicht anzuwenden ist. Er muss nur aufgetragen und ca. 1 Minute abgelüftet werden, eine Lichtpolymerisation ist nicht notwendig. Das geruchsneutrale Material kann universell auf allen Metallen angewandt werden und gewährleistet einen dauerhaften Verbund.

<b>500 950</b>	5 ml	1 Fl.	€ 58,50
----------------	------	-------	---------

€ 58,50



**M+W select** PERMABOND PINK

Rosa Pastenopaker, der bereits einen Haftvermittler enthält. In der Modellgusstechnik deckt er perfekt Retentionen ab, ohne dass das Gerüst vorher mit einem Metall-Primer behandelt werden muss. Das Material wird in einer dünnen Schicht auf den Modellguss aufgetragen und anschliessend lichtpolymerisiert.

<b>500 941</b>	5 g	1 Stck.	€ 99,50
----------------	-----	---------	---------

€ 99,50



**M+W select** MICRO-ISOLAT NF

Unsere bewährte Isolierung auf Alginatbasis mit neuer Formulierung. Sowohl für Kalt- als auch für Heißpolymerisate geeignet. Gute Haftfähigkeit auf Gips.

	Glasflasche mit Ausgießer,		
<b>000 979</b>	100 ml	1 Fl.	€ 6,65
<b>000 930</b>	1 l	1 Fl.	€ 12,75
	ab 5 Flaschen	je Fl.	€ 12,25

ab € 6,65



**M+W select** ISOLIERPINSEL

ab € 6,10

Weißer China-Borstenbesatz, kurzer Holzstiel.

6 Stck.:			
598 952	Größe 10 (1.)	1 Pckg.	€ 6,10
598 953	Größe 12 (2.)	1 Pckg.	€ 6,50
598 954	Größe 14 (3.)	1 Pckg.	€ 6,85



ab € 10,30

**M+W select** PROTHESENFINISH PLUS

Dieses Produkt dient zum Entfernen von Monomerresten auf dem Zahnersatz und hat eine zusätzliche desinfizierende Wirkung. Es wertet alle prothetischen Arbeiten auf und verleiht einen angenehmen frischen Geschmack. Die Arbeiten werden zusätzlich durch einen zurückbleibenden Hochglanz veredelt. Der bekömmliche frische Spearmint Geschmack auf der Prothesenoberfläche vermittelt dem Patienten von Beginn an ein angenehmes Tragegefühl.  
**Anwendung:** Aus einer Entfernung von 4 – 5 cm die Fläche einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem weichen Tuch abwischen oder aufpolieren.

000 923	Spraydose, 75 ml	1 Dose	€ 11,30
	ab 5 Dosen	je Dose	€ 10,80
	ab 10 Dosen	je Dose	€ 10,30

**M+W select** POLIERNADELN

Zur Reinigung von Prothesen oder Teleskoparbeiten in allen Prothesenreinigungsgeräten. Maße: 0,65 x 6 mm.

500 960	50 g	1 Pckg.	€ 34,90
---------	------	---------	---------



€ 34,90

**M+W select** ZINNFOLIE

Reinzinnsfolie auf Rollen. Aus bestem, chemisch reinem Zinn. Reinheitsgrad 99,9%.

250 g:			
000 935	Stärke 0,25 mm	1 Rolle	€ 41,80
000 936	Stärke 0,3 mm	1 Rolle	€ 41,80
000 937	Stärke 0,4 mm	1 Rolle	€ 41,80



€ 41,80



ab € 16,40

**M+W select** VASELINE

Zum Einfetten von Kuvetten, Gusskuvetten u. v. m.

074 920	1 kg	1 Dose	€ 16,90
	ab 3 Dosen	je Dose	€ 16,40

Für Handstück, 2,35 mm Schaft-Ø.

**HARTMETALLFRÄSER KUSTA - KUNSTSTOFF SPEZIAL**

Zum aggressiven Abtragen, für alle Kunststoffe, auch Löffelmaterial und für Gips geeignet. Grüner Ring.

<b>Kusta 40</b>	<b>Kusta 41</b>	<b>Kusta 42</b>	<b>Kusta 43</b>	<b>Kusta 44</b>	<b>Kusta 45</b>	<b>Kusta 46</b>	<b>Kusta 47</b>
107 805	107 806	107 807	107 808	107 809	107 810	107 811	107 812
1 Stck.	€ 17,90	€ 17,90	€ 17,90	€ 17,90	€ 17,90	€ 17,90	€ 17,90
ab 6 Stck.	€ 17,40	€ 17,40	€ 17,40	€ 17,40	€ 17,40	€ 17,40	€ 17,40

**HARTMETALLFRÄSER MACRO - KREUZVERZÄHNUNG**

Zum Grob-abtragen für alle Materialien geeignet. Zum großflächigen Abtragen, ohne die Oberfläche aufzureißen. Hellblauer Ring.

<b>Macro 5</b>	<b>Macro 6</b>	<b>Macro 7</b>	<b>Macro 8</b>	<b>Macro 9</b>	<b>Macro 10</b>	<b>Macro 11</b>	<b>Macro 12</b>	<b>Macro 13</b>	<b>Macro 14</b>	<b>Macro 15</b>	<b>Macro 16</b>	<b>Macro 17</b>	
107 801	107 802	107 859	107 860	107 861	107 862	107 840	107 841	107 842	107 843	107 844	107 845	107 846	
1 Stck.	€ 16,20	€ 16,20	€ 16,20	€ 16,20	€ 16,20	€ 16,20	€ 11,20	€ 16,20	€ 11,20	€ 11,20	€ 11,20	€ 9,95	€ 11,20
ab 6 Stck.	€ 15,70	€ 15,70	€ 15,70	€ 15,70	€ 15,70	€ 15,70	€ 10,80	€ 15,70	€ 10,80	€ 10,80	€ 10,80	€ 9,60	€ 10,80

<b>Macro 18</b>	<b>Macro 19</b>	<b>Macro 20</b>	<b>Macro 21</b>	<b>Macro 22</b>	<b>Macro 23</b>	<b>Macro 24</b>	<b>Macro 25</b>	<b>Macro 26</b>	<b>Macro 27</b>
107 847	107 849	107 850	107 851	107 852	107 853	107 854	107 855	107 856	107 857
1 Stck.	€ 9,95	€ 9,95	€ 9,95	€ 9,95	€ 7,70	€ 9,95	€ 16,20	€ 16,20	€ 16,20
ab 6 Stck.	€ 9,60	€ 9,60	€ 9,60	€ 9,60	€ 7,30	€ 9,60	€ 9,60	€ 15,70	€ 15,70

**HARTMETALLFRÄSER MICRO KREUZVERZÄHNT FEIN**

Zum Bearbeiten von Edel- und NE-Metallen sowie Keramik. Glättet die Oberfläche und ermöglicht ein gezieltes Ausarbeiten jeder Struktur. Roter Ring.


<b>Micro 21</b>	<b>Micro 22</b>	<b>Micro 23</b>	<b>Micro 24</b>	<b>Micro 25</b>	<b>Micro 26</b>	<b>Micro 27</b>	<b>Micro 28</b>	<b>Micro 29</b>	<b>Micro 30</b>	<b>Micro 31</b>	<b>Micro 32</b>	<b>Micro 33</b>
007 847	007 848	007 849	007 850	007 851	007 852	007 853	007 840	007 841	007 842	007 843	007 844	007 845
1 Stck.	€ 15,20	€ 19,90	€ 15,20	€ 15,20	€ 15,20	€ 14,30	€ 19,90	€ 14,30	€ 14,30	€ 14,30	€ 14,30	€ 14,30
ab 6 Stck.	€ 14,70	€ 19,30	€ 14,70	€ 14,70	€ 14,70	€ 13,90	€ 19,30	€ 13,90	€ 13,90	€ 13,90	€ 13,90	€ 13,90

<b>Micro 34</b>	<b>Micro 35</b>	<b>Micro 36</b>	<b>Micro 37</b>	<b>Micro 38</b>	<b>Micro 39</b>
007 846	007 827	007 859	007 860	007 861	007 862
1 Stck.	€ 14,30	€ 19,90	€ 19,90	€ 19,90	€ 19,90
ab 6 Stck.	€ 13,90	€ 19,30	€ 19,30	€ 19,30	€ 19,30

**HARTMETALLFRÄSER MILLI-MICRO - KREUZVERZÄHNUNG SUPERFEIN**

Zur Feinstbearbeitung von Edel- und NE-Metallen, ideal auch für Keramik, da durch den Spezialschliff der Fräser die Bildung von Crackles vermieden wird. Gelber Ring.



	Milli-Micro 31	Milli-Micro 32	Milli-Micro 33	Milli-Micro 34	Milli-Micro 35	Milli-Micro 36	Milli-Micro 37	Milli-Micro 38	Milli-Micro 39
	007 854	007 855	007 856	007 857	007 858	107 815	107 816	107 817	107 818
1 Stck.	€ 16,20	€ 16,20	€ 16,20	€ 16,20	€ 19,90	€ 16,20	€ 16,20	€ 16,20	€ 13,90
ab 6 Stck.	€ 15,70	€ 15,70	€ 15,70	€ 15,70	€ 19,30	€ 15,70	€ 15,70	€ 15,70	€ 13,50

**HARTMETALLFRÄSER PLAIN - EINFACHVERZÄHNUNG SUPERFEIN**


Zum Abtragen von Gold und anderen Edelmetall-Legierungen sowie für Kunststoff. Bei Prothesen besonders zur Gestaltung der Papillen geeignet. Gelber Ring.



	Plain 51	Plain 52	Plain 54	Plain 55	Plain 56	Plain 57
	007 863	007 864	007 866	007 867	007 868	007 869
1 Stck.	€ 9,95	€ 9,95	€ 9,95	€ 7,70	€ 7,70	€ 13,90
ab 6 Stck.	€ 9,50	€ 9,50	€ 9,50	€ 7,30	€ 7,30	€ 13,60

**HARTMETALLFRÄSER SPIRALVERZÄHNUNG - SUPERFEIN**

Zur Bearbeitung von schwer zerspanbaren NEM-Legierungen, Titan, Edelmetall, Modellguss und Hartgips.



	Spiral 61	Spiral 62	Spiral 63	Spiral 64	Spiral 65
	207 850	207 851	207 852	207 853	207 654
1 Stck.	€ 13,90	€ 13,90	€ 13,90	€ 17,50	€ 17,50
ab 6 Stck.	€ 13,50	€ 13,50	€ 13,50	€ 16,90	€ 16,90

**HARTMETALLFRÄSER TITANVERZÄHNUNG - GROB**


Zur Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen wie Titan.



	Titan 71	Titan 72	Titan 73	Titan 75
	207 844	207 845	207 846	207 848
1 Stck.	€ 13,90	€ 13,90	€ 13,90	€ 17,50
ab 6 Stck.	€ 13,50	€ 13,50	€ 13,50	€ 16,90

**HARTMETALLFRÄSER TITANVERZÄHNUNG - FEIN**


Zur feinen und dennoch hohen Abtragung schwer zerspanbarer Materialien wie NEM- oder Titanlegierungen.



	Titan 76	Titan 77	Titan 78	Titan 79	Titan 80	Titan 81	Titan 82
	207 855	207 856	207 857	207 858	207 859	207 872	207 873
1 Stck.	€ 13,90	€ 13,90	€ 13,90	€ 17,50	€ 15,20	€ 15,20	€ 13,90
ab 6 Stck.	€ 13,50	€ 13,50	€ 13,50	€ 16,90	€ 14,70	€ 14,70	€ 13,50

**HARTMETALLFRÄSER TURBO-CUTTER GIPSFÄSER - FEIN**

Schleift Hart- und Superhartgips, Modellmassen und Kunststoffe sehr weich, splitterfrei und trägt Material effizient ab. Aus Hartmetall. Lieferbar für Handstück, 2,35 mm Schaft-Ø.



	ISO 060	ISO 070
	007 898	007 899
1 Stck.	€ 17,60	€ 17,60
ab 5 Stck.	€ 17,20	€ 17,20
ab 10 Stck.	€ 16,80	€ 16,80

**HARTMETALLFRÄSER TURBO-CUTTER GIPSFÄSER - GROB**

Hartmetall-Fräser mit Sicherheitsverzahnung. Der sogenannte Phasenschliff garantiert einen hohen Materialabtrag, eine glatte saubere Oberfläche, läuft sehr ruhig und hakt nicht ein. Durch die Linkslauf-Verzahnung kann sich der Fräser auch bei höherem Arbeitsdruck nicht aus der Spannzange ziehen. Ein Zusetzen des Fräasers bleibt durch die großen Spanräume aus.



	ISO 060	ISO 061	ISO 070
	007 891	007 893	007 896
1 Stck.	€ 18,70	€ 18,70	€ 18,70
ab 5 Stck.	€ 18,20	€ 18,20	€ 18,20
ab 10 Stck.	€ 17,70	€ 17,70	€ 17,70

**ab € 7,30**




 LABOR-DIAMANTSCHLEIFER

Hergestellt nach neuesten High-Tech-Produktionsverfahren und strengsten Qualitäts-Standards. Mit Handstück-Schaft 2,35 mm Ø.

**Highlights:**

- Für saubere und glatte Oberflächen
- Absolut vibrationsfreier Rundlauf (Abweichungen unter 1/100 mm)
- M = Mittel, zum Schleifen und Glätten (110 – 120 µm)
- Extrem langlebig durch gleichmäßige galvanische Einbettung von Diamanten von konstanter Größe
- Universeller Einsatz, erspart häufigen Instrumentenwechsel

 ab € 2,60



														
Figur	801	801	801	801	801	801	801	801	805	805	805	805	805	805
ISO-Größe	012	014	016	018	021	023	029	035	012	014	016	018	021	023
Länge	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0
M	012	014	016	018	021	023	029	035	012	014	016	018	021	023
Art.-Nr.	400 901	400 902	400 903	400 904	400 905	400 906	400 907	400 908	400 909	400 910	400 911	400 912	400 913	400 914
1 Stck.	€ 2,80	€ 2,80	€ 2,80	€ 2,80	€ 3,10	€ 3,10	€ 5,10	€ 5,10	€ 2,80	€ 2,80	€ 2,80	€ 2,80	€ 2,80	€ 3,30
ab 5 Stck.	€ 2,60	€ 2,60	€ 2,60	€ 2,60	€ 2,90	€ 2,90	€ 4,70	€ 4,70	€ 2,60	€ 2,60	€ 2,60	€ 2,60	€ 2,60	€ 3,10

														
Figur	807	807	807	812	812	825	825	835	837	837	847	881	848	848
ISO-Größe	016	018	023	025	050	025	050	025	018	018	033	025	018	040
Länge	4,0	5,0	6,0	1,5	2,0	0,9	1,5	6,0	7,0	8,0	8,0	7,0	10,0	9,0
M	016	018	023	025	050	025	050	025	018	018	033	025	018	040
Art.-Nr.	400 915	400 916	400 917	400 920	400 952	400 924	400 925	400 954	400 927	400 928	400 931	400 934	400 936	400 955
1 Stck.	€ 2,80	€ 2,80	€ 3,40	€ 4,20	€ 8,90	€ 2,95	€ 8,90	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 6,10	€ 4,20	€ 5,10	€ 9,75
ab 5 Stck.	€ 2,60	€ 2,60	€ 3,20	€ 3,90	€ 8,50	€ 2,75	€ 8,50	€ 3,90	€ 3,90	€ 3,90	€ 5,80	€ 3,90	€ 4,70	€ 9,35

								
Figur	849	850	850	852	854R	854R	859	861
ISO-Größe	009	014	025	010	033	040	018	014
Länge	4,0	10,0	10,0	4,0	9,0	9,0	10,0	6,0
M	009	014	025	010	033	040	018	014
Art.-Nr.	400 958	400 959	400 960	400 943	400 956	400 957	400 947	400 948
1 Stck.	€ 2,80	€ 5,10	€ 6,10	€ 2,80	€ 8,90	€ 9,75	€ 5,10	€ 2,95
ab 5 Stck.	€ 2,60	€ 4,70	€ 5,80	€ 2,60	€ 8,50	€ 9,35	€ 4,70	€ 2,75

**M+W select** SUPERFLEX DIAMANTSCHLEIFEN

Unmontiert, doppelseitig auf der Kante schneidend. Lieferbar in Ø 19 mm und Ø 22 mm.

**Ø 19 mm:**

<b>046 880</b>	doppelseitig belegt, Stärke 0,23 mm	1 Stck.	<b>€ 9,60</b>
<b>046 881</b>	einseitig belegt, Stärke 0,145 mm	1 Stck.	<b>€ 9,60</b>
	ab 6 Stck.	je Stck.	<b>€ 9,30</b>

**Ø 22 mm:**

<b>046 883</b>	doppelseitig belegt, Stärke 0,23 mm	1 Stck.	<b>€ 10,50</b>
<b>046 884</b>	einseitig belegt, Stärke 0,145 mm	1 Stck.	<b>€ 10,50</b>
	ab 6 Stck.	je Stck.	<b>€ 10,20</b>



ab € **9,30**



ab € **12,60**

**M+W select** SUPERFLEX NR. 355

Superdünne Diamantscheibe, Stärke 0,25 mm, Standardkörnung 100 µm. Doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.

<b>300 962</b>	Ø 19 mm (355/190)	1 Stck.	<b>€ 13,20</b>
	ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 12,90</b>
	ab 10 Stck.	je Stck.	<b>€ 12,60</b>
<b>300 963</b>	Ø 22 mm (355/220)	1 Stck.	<b>€ 14,35</b>
	ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 13,95</b>
	ab 10 Stck.	je Stck.	<b>€ 13,55</b>

**M+W select** SUPERFLEX NR. 705

Schräg gezahnte, superflexible Diamantscheibe. Stärke 0,15 mm, doppelseitig belegt mit Körnung 50 µm, montiert für Handstück.

<b>300 965</b>	Ø 19 mm (705/190)	1 Stck.	<b>€ 19,50</b>
	ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 18,95</b>
<b>300 966</b>	Ø 22 mm (705/220)	1 Stck.	<b>€ 20,50</b>
	ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 19,90</b>



ab € **18,95**



ab € **18,70**

**M+W select** SUPERFLEX NR. 350

Gelochte Scheibe, Stärke 0,25 mm, Standardkörnung 100 µm. Doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.

<b>300 960</b>	Ø 19 mm (350/190)	1 Stck.	<b>€ 19,20</b>
	ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 18,70</b>
<b>300 961</b>	Ø 22 mm (350/220)	1 Stck.	<b>€ 19,90</b>
	ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 19,30</b>

**M+W select** SUPERFLEX NR. 605

Geschlitzte Scheibe, bringt zusätzlichen Kühleffekt. Stärke 0,25 mm, Standardkörnung 100 µm, doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.

<b>300 964</b> Ø 22 mm (605/220)	1 Stck.	<b>€ 16,70</b>
ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 16,20</b>

ab € **16,20**



ab € **16,20**

**M+W select** SUPERFLEX NR. 393

Scheiben mit ovaler Perforation zum Separieren und Konturieren von Keramik. Weiches Abtragen bei hohem Materialabtrag. Hohe Flexibilität und gute Durchsicht. Stärke 0,15 mm, belegt mit Körnung 50 µm, doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.


<b>300 967</b> Ø 22 mm (393/220)	1 Stck.	<b>€ 16,70</b>
ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 16,20</b>

**M+W select** ULTRAFLEX NR. 396

Bogenperforierte Diamantscheibe zum Separieren und Konturieren von Keramik. Die hohe Flexibilität und gute Durchsicht vermeidet Schleiffacetten. 0,15 mm stark bei einer Körnung von 50 µm. Montiert für Handstück.

<b>300 969</b> Ø 22 mm	1 Stck.	<b>€ 16,70</b>
ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 16,20</b>

ab € **16,20**



ab € **21,50**

**M+W select** ULTRAFLEX NR. 366

Ultradünne Diamantscheibe zum Separieren und Konturieren von Keramik- und Kunststoffverblendungen. Nur 0,09 mm stark. Superfeine Körnung (30 µm). Doppelseitig belegt. Montiert für Handstück.

<b>300 968</b> Ø 22 mm (366/220)	1 Stck.	<b>€ 22,20</b>
ab 5 Stck.	je Stck.	<b>€ 21,50</b>

**M+W select** KORUNDPAPIER/-LEINEN

Verschleißfeste, flexible Papier- bzw. Leinenunterlage mit gleichmäßiger Kornbeschichtung garantiert eine gute Anpassung an Rundungen und Konturen und damit eine gleichmäßige Schleif- bzw. Polierleistung. Die Rollen sind in praktischen Spenderkartons verpackt, die durch Zusammenstecken der Verschlusslaschen an Ober- und Unterseite des Kartons zu einem endlosen Set erweiterungsfähig sind.

Korundpapier, Rolle à 50 m:			
093 941	Körnung 80	1 Rolle	€ 12,90
093 942	Körnung 100	1 Rolle	€ 12,90
093 943	Körnung 120	1 Rolle	€ 12,90
093 944	Körnung 150	1 Rolle	€ 12,90
093 945	Körnung 180	1 Rolle	€ 12,90
093 946	Körnung 220	1 Rolle	€ 15,20
093 947	Körnung 400	1 Rolle	€ 15,20
093 948	Körnung 600	1 Rolle	€ 16,90
093 949	Körnung 800	1 Rolle	€ 18,50
Korundleinen, Rolle à 50 m:			
193 901	Körnung 100	1 Rolle	€ 21,90
193 902	Körnung 120	1 Rolle	€ 21,90
193 903	Körnung 150	1 Rolle	€ 21,90
193 904	Körnung 180	1 Rolle	€ 21,90
193 905	Körnung 220	1 Rolle	€ 23,50
193 906	Körnung 400	1 Rolle	€ 23,50



ab € 12,90

**M+W select** SPANNZANGEN-EINSATZ

Wiederverwendbarer Einsatz zur Reduzierung des Schaftdurchmessers der Spannzange.

074 835	Ø 2,35 mm auf Ø 1,6 mm	1 Stck.	€ 4,20
074 836	Ø 3,00 mm auf Ø 2,35 mm	1 Stck.	€ 4,20



€ 4,20

**M+W select** TRENNSCHEIBEN

Die gewebeverstärkten Trennscheiben zeichnen sich durch ihre sehr hohe Stand- und Biegefestigkeit aus. Die Trennscheiben gibt es für die verschiedensten Einsatzgebiete und bieten ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Keramik und Zirkon, 20 Stck.:			
069 815	20 x 0,2+ mm	1 Pckg.	€ 69,90
069 816	20 x 0,3 mm	1 Pckg.	€ 69,90
069 817	26 x 0,4 mm	1 Pckg.	€ 29,20
Titan und Kunststoff, 20 Stck.:			
069 818	40 x 0,6 mm	1 Pckg.	€ 40,90
NEM und Edelmetalle, 20 Stck.:			
069 805	22 x 0,2 mm	1 Pckg.	€ 26,50
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 25,90
069 806	22 x 0,3 mm	1 Pckg.	€ 21,50
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 21,90
069 819	26 x 0,3 mm	1 Pckg.	€ 30,80
NEM und Modellguss, 20 Stck.:			
069 820	22 x 1,0 mm (HARD)	1 Pckg.	€ 28,50
069 807	40 x 0,5 mm	1 Pckg.	€ 44,60
069 808	40 x 1,0 mm	1 Pckg.	€ 46,90
069 821	40 x 1,0 mm (HARD)	1 Pckg.	€ 49,95



ab € 21,20

**M+W select** TRENNSCHEIBEN

dünn für Edelmetall, geringer Metallverlust beim Trennen:

018 805	22 x 0,30 mm, 100 Stck.	1 Pckg.	€ 23,90
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 23,30

für Kobalt-Chrom-Legierungen zum Schleifen und Trennen:

018 804	22 x 0,60 mm, 100 Stck.	1 Pckg.	€ 14,50
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 14,10
018 802	35 x 3,00 mm, 25 Stck.	1 Pckg.	€ 19,95
	ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 19,25



ab € 14,10

**M+W select** SPEZIALBÜRSTE NR. 70

Für schnelles Polieren von Modellguss-Gerüsten. Extraharte, kurze Borsten, sehr dichter Borstenbesatz, Kunststoffmantel mit Holzkern, Ø 70 mm.

045 864	10 Stck.	1 Pckg.	€ 25,50
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 25,00
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 24,50



ab € 24,50



ab € 29,30

**M+W select** LABORBÜRSTE 4/80

Kunststoffkern, 4-reihig, schwarz, Ø 80 mm.

<b>10 Stck.:</b>			
045 865	spitz	1 Pckg.	€ 29,90
045 866	breit	1 Pckg.	€ 29,90
	ab 10 Pckgn. einer Ausführung	je Pckg.	€ 29,30

**M+W select** RUNDBÜRSTEN

Kunststoffkern, schwarz, 2- und 3-reihig, Ø 50 mm und Ø 63 mm.

<b>10 Stck.:</b>			
045 850	2/50	1 Pckg.	€ 13,70
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 13,30
045 851	3/63	1 Pckg.	€ 18,70
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 18,20

ab € 13,30



ab € 15,80

**M+W select** SCHMALBÜRSTE 15 LK

Ø 49 mm, 10 Stck.:

045 802	mit Metallzentrum	1 Pckg.	€ 16,20
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 15,80
045 868	mit Kunststoffzentrum	1 Pckg.	€ 18,40
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 17,80



ab € 17,90

**M+W select** ZIEGENHAARBÜRSTE 48 ZK

Ø 49 mm.

<b>045 869</b>	mit Kunststoffzentrum, 10 Stck.	1 Pckg.	€ 18,90
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 18,40
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 17,90



ab € 4,10

**M+W select** COMBI-BÜRSTE

5-reihig, mit Nesselinlage. Hält die Feuchtigkeit fest, dadurch wird eine kühle und schnelle Politur erreicht. Bürste besitzt eine hohe Standzeit. Mit Kunststoffkern.

<b>074 817</b>	Ø 65 mm	1 Stck.	€ 4,80
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 4,55
	ab 100 Stck.	je Stck.	€ 4,10
<b>074 805</b>	Ø 80 mm	1 Stck.	€ 5,20
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 4,95
	ab 100 Stck.	je Stck.	€ 4,50

**M+W select** VLIES-BÜRSTE

Die offenporige Struktur des Faservlies nimmt mehr Bimsstein oder Polierpaste auf, als herkömmliche Bürsten. Das Vlies nimmt mehr Luft auf und poliert dadurch kühler und kunststoffschonender. Verletzungen der Oberfläche werden vermieden.

<b>074 802</b>	Ø 55 mm	1 Stck.	€ 3,65
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 3,45

ab € 3,45



ab € 17,90

**M+W select** POLIERBÜRSTE NR. 50

1-reihige Polierbürste zum Polieren von Kunststoff-Prothesen. Ø 45 mm, Kunststoffkern.

<b>045 871</b>	10 Stck.	1 Pckg.	€ 18,90
	ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 18,40
	ab 10 Pckgn.	je Pckg.	€ 17,90



SCHWABBEL



**Faltenschwabbel:** für die Hochglanzpolitur von Edel- und NE-Metallen, Ø 85 mm, rosa.

**KFO-Faltenschwabbel:** universell einsetzbar, Ø 100 mm, Nessel weiß.

**Nesselschwabbel:** zur Hochglanzpolitur von Kunststoff und Metall. Kunststoffkern Ø 100 x 8 mm und Ø 65 x 8 mm mit kleinem Kern für den Gaumenbereich.

**Flanellschwabbel:** sehr weich, zur Hochglanzpolitur von Kunststoff. Kunststoffkern Ø 100 x 8 mm und Ø 65 x 8 mm mit kleinem Kern für den Gaumenbereich.

074 810	Faltenschwabbel Nr. 812	1 Stck.	€ 6,20
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 6,00
074 811	KFO-Faltenschwabbel Nr. 814	1 Stck.	€ 5,95
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 5,75
074 826	Nesselschwabbel 65	1 Stck.	€ 3,80
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 3,60
074 827	Nesselschwabbel 100	1 Stck.	€ 4,40
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 4,20
074 828	Flanellschwabbel 65	1 Stck.	€ 3,80
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 3,60
074 829	Flanellschwabbel 100	1 Stck.	€ 4,40
	ab 10 Stck.	je Stck.	€ 4,20



ab € 3,60



MICRO-SCHWABBEL PRO

Gummierte Schwabbel aus reiner Baumwolle. Bis zu 3-facher Standzeit. Fasert und fusselt nicht.

**Soft:** Zur Hochglanzpolitur von Kunststoffen u.a.

**Hard:** Zur Vorpolitur mit Bimssteinpulver. Ø 100 x 8 mm.

074 813	Soft	1 Stck.	€ 8,20
074 814	Hard	1 Stck.	€ 8,20



€ 8,20



WOLLRUNDBÜRSTE

Zur Hochglanzpolitur am Poliermotor, 30 mm breit.

010 924	Ø 70 mm	1 Stck.	€ 11,40
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 10,90



ab € 10,90



GAUMENPOLIERBÜRSTE

Für Poliermotor. Geeignet zum Auspolieren von Gaumenpartien oder schwer zugänglichen Stellen.

074 815	Borste, Ø 25 mm	1 Stck.	€ 11,60
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 11,20
074 816	Ziegenhaar, Ø 25 mm	1 Stck.	€ 13,90
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 13,50



ab € 11,20

## M+W select ZAHNREINIGUNGSBÜRSTCHEN

Besetzt mit hochwertigen Chungking-Borsten oder Ziegenhaar. Für Metall- und Kunststoffoberflächen.

**unmontiert, 12 Stck.:**

045 853	Borste schwarz, Ø 19 mm	1 Pckg.	€ 10,60
045 854	Borste schwarz, Ø 21 mm	1 Pckg.	€ 10,60
045 855	Borste weiß, Ø 19 mm	1 Pckg.	€ 10,60
045 857	Ziegenhaar, Ø 21 mm	1 Pckg.	€ 10,60
	ab 5 Pckgn. einer Ausführung	je Pckg.	€ 10,40

**montiert für Handstück, 12 Stck.:**

045 858	Borste schwarz, Ø 19 mm	1 Pckg.	€ 11,70
045 859	Borste schwarz, Ø 21 mm	1 Pckg.	€ 11,70
045 860	Ziegenhaar, Ø 19 mm	1 Pckg.	€ 11,70
045 861	Ziegenhaar, Ø 21 mm	1 Pckg.	€ 11,70
	ab 5 Pckgn. einer Ausführung	je Pckg.	€ 11,30



ab € 10,40

ab € 18,70



## M+W select SILBERDRAHT-BÜRSTEN

Aus Neusilber. Die Bürsten glätten, verdichten und polieren, ohne abzutragen. Gold- und Stahlarbeiten erhalten einen satten Glanz.

**Ø 21 mm, 10 Stck.:**

045 863	montiert für Handstück	1 Pckg.	€ 19,20
	ab 5 Pckgn. einer Ausführung	je Pckg.	€ 18,70

## M+W select MAGNETSTÄNDER

Drehbarer Magnetständer mit großem Aufnahmevermögen. Farbe: grau.

000 964	H 100 mm, Ø 115 mm	1 Stck.	€ 43,50
---------	--------------------	---------	---------




€ 43,50

## M+W select LABOR-FRÄSERSTÄNDER

Für insgesamt 60 Instrumente mit 2,35 mm Schaft-Ø. Sehr übersichtlich durch Schrägstellung. Ideal für den Arbeitsplatz am Fräsergerät. Aluminium, weiß eloxiert.

000 963	Größe 220 x 120 mm	1 Stck.	€ 40,80
---------	--------------------	---------	---------



€ 40,80

**M+W select POLIERPASTEN**

<b>Riegel 350 g:</b>		
181 901	weiß, zur Vorpolitur von Edelmetallen	1 Pckg. € 10,40
	ab 5 Pckgn. einer Farbe	je Pckg. € 10,10
181 903	gelb, zur Vorpolitur von Modellguss	1 Pckg. € 10,40
181 904	grün, zur Glanzpolitur von Modellguss	1 Pckg. € 10,40
181 905	rosa, zur Vorpolitur von Kunststoff	1 Pckg. € 10,40
181 902	rot (Pariser rot), zur Glanzpolitur von Edelmetallen	1 Pckg. € 16,70
	ab 5 Pckgn.	je Pckg. € 16,20
181 906	beige, zur Glanzpolitur von Kunststoff	1 Pckg. € 10,40
<b>Riegel 400 g:</b>		
Diamantpolierpaste rosa, diamantpulverhaltig für Superglanz auf Keramik, sämtliche Stahlarbeiten und Kunststoffe		
181 907		1 Pckg. € 41,90

ab € 10,10



ab € 23,20

**M+W select DIAMANTPOLIERPASTE**

Wasserlösliches Diamantpoliermittel mit hochwertigem Naturdiamanten in einer gleichmäßigen Korngröße von 2 µm für die Hochglanzpolitur auf Keramik, Edelmetallen und NEM-Aufbrennlegierungen. Durch die Dosierspritze ist eine sehr sparsame Anwendung möglich.

081 990	Spritze mit 5 g	1 Stck.	€ 23,90
	ab 3 Spritzen	je Stck.	€ 23,20

**M+W select DIAZIRGLOSS**

Hoch ergiebige und abrasive Diamant-Polierpaste für die Vor- und Hochglanzpolitur von Zirkonoxid, Compositen, Dentalkeramiken und NEM-Legierungen.

181 910	40 g	1 Dose	€ 69,90
---------	------	--------	---------



€ 69,90

**M+W select SCHLEIFBOX**

Kleine Schleifbox aus Kunststoff. Besonders gut geeignet für kleinere Arbeiten (Ausarbeiten von Prothesen u.a.), bei denen keine Absaugung erforderlich ist. Einfaches Entleeren durch Entfernen des Bodens. Maße (L x B): 290 x 205 mm, H 115 mm vorne, 175 mm hinten.

098 906	Schleifbox	1 Stck.	€ 115,00
---------	------------	---------	----------

€ 115,-




**FILTERBEUTEL**

Die Filterbeutel entsprechen der Staubklasse M und eignen sich besonders für Absaugungen gefährlicher Schadstoffe wie beispielsweise Gips, Edelmetalle & Keramik. Sie minimieren die Feinstaubbelastung der Lunge. Diese qualitativ hochwertigen Feinstfilter mit integriertem Vorfilter sind erhältlich für Absauganlagen von KaVo, Freudling, Harnisch&Rieth, Wassermann und Zubler. Sie werden nach den neusten Anforderungen der Qualitätssicherung in Deutschland hergestellt und entsprechen der Norm EN 60335-2-69.



Hersteller	Absaugung/Poliereinheit	Filtertyp	Art.-Nr.	Einheit	je Pckgn.
KaVo	Smart air, -mobile und EWL	Filterbeutel	193 920	5 Stck.	€ 49,90
	Polierbox EWL	Filterbeutel	193 921	2 Stck.	€ 21,90
	Smart air, -mobile und EWL	Feinstfilter	193 922	1 Stck.	€ 82,50
	ABSORmatic, EXTRAmatic 760	ABSORBA-Langzeitfilter	193 923	1 Stck.	€ 189,00
Freudling	AM, AE, A84 und AT	Filterbeutel	193 930	3 Stck.	€ 27,90
	A40, A40 Variteam	Filterbeutel	193 931	1 Stck.	€ 14,90
	A40, A40 Variteam, AM/2, AE/2 und AG/2	Feinstfilter	193 932	1 Stck.	€ 50,80
Harnisch & Rieth	D-LE 260, D-LE 255+S/D, D-TA 50+52, PG 360+400, D-G 14+16 und D-H 225	Papierfilterbeutel	193 935	1 Stck.	€ 19,80
	D-LE 260, D-LE 255, D-TA 50+52, PG 360+400, D-G 14+16, D-H 225 und D-BS 320	Doppelfilterbeutel	193 936	1 Stck.	€ 35,50
	D-LE 255E, D-LE 260E und D-TA 50+52	Vliesfilterbeutel	193 937	1 Stck.	€ 31,50
Wassermann	WP-EX 10, -2000 und -3000	Filterbeutel	193 940	2 Stck.	€ 43,50
	LSG02 und SG1/2	Filterbeutel	193 941	3 Stck.	€ 96,90
	SG1/1 und SG2/2	Filterbeutel	193 942	4 Stck.	€ 107,50
Zubler	V4000, V4010 und V4011	Filterbeutel	193 945	3 Stck.	€ 27,90
	V4050	Filterbeutel	193 946	1 Stck.	€ 38,90
	V4000, V4010, V4011, V6000 und V7000	Feinstfilter	193 947	1 Stck.	€ 50,80
	Z1 ECO/ Z1 CAM	Filterbeutel	193 948	1 Stck.	€ 39,90


**AUSBLASPISTOLE**

Aus Kunststoff, mit Verlängerungsrohr aus Aluminium. Ideal zum Entfernen von Abdrücken vom Modell oder überall dort, wo Druckluft benötigt wird. Mit Aufhängevorrichtung. Anschluss-Ø 6 mm.

**099 907** Ausblaspistole 1 Stck. € 21,90



€ 21,90


**AUSBLASDÜSE**

Zum Trocknen von Modellen, Abdrücken, Küvetten usw., mit 6 mm Anschlussstülle.

**169 918** Ausblasdüse 1 Stck. € 18,90  
ab 5 Stck. je Stck. € 18,50



ab € 18,50

**M+W select INSTRUMENTEN-SET**

10-teiliges Instrumenten-Set im Etui.

**Bestehend aus:**

1 Tasterzirkel, je 1 Mosquitoklemme gerade und gebogen, 1 Folienschere gerade, 1 Lötpinzette, 1 LC-Pinzette, je 1 Fahnstock-Wachsmesser groß und klein, je 1 Modellierinstrument LeCron und Zahle

081 937 Instrumenten-Set kpl. 1 Set € 68,50



€ 68,50



€ 99,50

**M+W select KERAMIKER-SET**

9-teiliges Instrumenten-Set im Etui.

**Bestehend aus:**

1 Kondensierspatel, 1 Riffelinstrument, 1 Gravierinstrument, 1 dünnes Messer, je 1 Portionierer klein und groß, je 1 Halteklemme gerade und gebogen, 1 Halteklemme mit Diamantspitze.

081 938 Keramiker-Set kpl. 1 Set € 99,50

**M+W select KERAMIKDOSIERER**

Zur sparsamen Entnahme von Keramikmassen, doppelendig.

081 918 Figur 1 (Ø 4 + 6 mm) (1.) 1 Stck. € 15,10

081 919 Figur 2 (Ø 8 + 12 mm) (2.) 1 Stck. € 15,10



€ 15,10



ab € 5,20

**M+W select MODELLIERINSTRUMENTE**

Import-Qualität.

298 941	LeCron (1.)	1 Stck.	€ 5,50
298 942	Zahle (2.)	1 Stck.	€ 5,50
	ab 5 Stck.	je Stck.	€ 5,20

**M+W select** TELESKOPZANGE DIAMANTIERT

Nach Böhme, gute Haftkraft der Innenteleskope durch diamantirierte Branchen. Importqualität.

298 963	Länge 12 cm	1 Stck.	€ 66,00
298 961	Länge 15 cm	1 Stck.	€ 69,00



ab € 66,-

€ 78,80



**M+W select** TELESKOPZANGE SPEZIAL

Für jede Krone den besten Halt durch individuelle und auswechselbare Diamanten. Länge 11,6 cm. 2 Diamant-Spitzen mit FG-Schaft (Ø 1,6 mm) sind im Lieferumfang enthalten.

300 985	Teleskopzange Spezial	1 Stck.	€ 78,80
300 986	Ersatzdiamant Flamme Ø = 1,6 mm	1 Stck.	€ 5,50

**M+W select** JACKET-GRIP

Zierliche Spreizpinzette mit Diamanteinsätzen zum Halten von Gerüsten und zum Festhalten des Primärteiles bei Teleskoparbeiten. Mit auswechselbaren Diamanteinsätzen.

081 964	gebogen 14 cm	1 Stck.	€ 31,20
---------	---------------	---------	---------

€ 31,20



€ 21,80

**M+W select** HALTEKLEMME

Arterienklemme zum Halten von Kronen und Gerüsten. Der Ring ermöglicht ein Ablegen der Arbeit, ohne dass diese mit der Tischoberfläche in Berührung kommt.

300 980	gerade 12,5 cm (1.)	1 Stck.	€ 21,80
300 981	gebogen 12,5 cm (2.)	1 Stck.	€ 21,80

**M+W select** HALTEKLEMME DIAMANT

Aus rostfreiem Edelstahl mit Diamantspitzen zum sicheren und schonenden Fixieren von Kronen und Brücken während des Verblendens.

298 955	Halteklemme »Diamant«	1 Stck.	€ 28,80
---------	-----------------------	---------	---------

€ 28,80



**M+W select** GREENSTEIN-COLOR

Doppelendiges Modellierinstrument mit auswechselbaren, farbigen Einsätzen (weiß = flexibel, rot hochflexibel).

498 938	Satz, 3 Stck.	1 Satz	€ 68,20
498 939	gelb, Gr. 1 (Spatelansatz)	1 Stck.	€ 23,20
498 940	rot, Gr. 2 (Spitzansatz)	1 Stck.	€ 23,20
498 941	blau, Gr. 3 (Messeransatz)	1 Stck.	€ 23,20
<b>Einsatz rot:</b>			
498 942	Gr. 1	1 Stck.	€ 8,30
498 943	Gr. 2	1 Stck.	€ 8,30
498 944	Gr. 3	1 Stck.	€ 8,30
<b>Einsatz weiß:</b>			
499 904	Gr. 1	1 Stck.	€ 8,10
499 905	Gr. 2	1 Stck.	€ 8,10
499 906	Gr. 3	1 Stck.	€ 8,10

ab € 23,20



€ 8,10



€ 7,30

**M+W select** K+B MODELLIERINSTRUMENTE

**Nr. 1:** Zum Auftragen und Vormodellieren großer Flächen. Der gebogene Teil dient der Formgebung im palatinalen Bereich.  
**Nr. 2:** Mit Schneide- und Modellerteil für die Gestaltung der Zahnhalspartien.  
**Nr. 3:** Anrührspatel für Dentin- und Schmelzmassen.

081 971	Instrument Nr. 1	1 Stck.	€ 7,30
081 972	Instrument Nr. 2	1 Stck.	€ 7,30
081 973	Instrument Nr. 3	1 Stck.	€ 7,30

**M+W select** K+B COLOR

Farbige K+B-Instrumente für die Verblendtechnik.

081 945	gold	1 Stck.	€ 9,10
081 946	rot	1 Stck.	€ 9,10
081 947	blau	1 Stck.	€ 9,10



€ 9,10

**M+W select** HORNHAMMER

Zum Verdichten der Dentinmasse, aus Kuhhorn.

081 931 20 cm lang 1 Stck. € 12,75



€ 12,75

**M+W select** NIETHÄMMERCHEN

Mit Holzgriff.

298 975 21 cm lang, spitz 1 Stck. € 22,20



€ 22,20

**M+W select** KRONENSCHERE

Rostfrei. Importqualität.

298 948	gerade	1 Stck.	€ 8,45
298 949	gebogen	1 Stck.	€ 8,45
	ab 5 Stck. einer Variante	je Stck.	€ 8,15



ab € 8,15

ab € 23,80



**M+W select** CROWN-MASTER

Haltezange aus Diaduran, dem biegefesten, hochhitzebeständigen Kohlefaser-Werkstoff. Vielfache Einsatzgebiete, z. B. zum Fixieren von Inlays während der Bearbeitung, zum Halten von Kronen während des Abtrennens von Gusskanälen, u.v.m.

040 907	Crown-Master	1 Stck.	€ 24,80
	ab 3 Stück	je Stck.	€ 23,80

1a-Qualität, rostfrei. Die Instrumente aus deutscher Fertigung erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Sie werden unter Einsatz modernster Spezialmaschinen aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Die matte und wasserspolierte Oberfläche machen sie außerdem sehr widerstandsfähig.

 ab € **30,50**



Universal-Krampon	Waldsachs	Hohlkehl	Rundzange	Flachzange glatt	Flachzange gerieft
16 cm, max. 1,0 mm	15 cm, max. 1,0 mm	13 cm, max. 0,7 mm	14 cm, max. 0,9 mm	13,5 cm	13,5 cm
<b>181 920</b>	<b>181 921</b>	<b>181 922</b>	<b>181 923</b>	<b>181 924</b>	<b>181 925</b>
€ 36,90	€ 44,60	€ 30,50	€ 40,90	€ 31,20	€ 31,20



Aderer klein	Aderer groß	Angle	Bügelbiegezange	Seitenschneider m. Hartmetalleinlage
11,5 cm, max. 0,7 mm	12,5 cm, max. 0,7 mm	12,5 cm, max. 0,7 mm	12,5 cm, max. 1,5 mm	15 cm, max. 1,0 mm
<b>181 926</b>	<b>181 927</b>	<b>181 928</b>	<b>181 929</b>	<b>181 931</b>
€ 33,90	€ 35,20	€ 39,90	€ 31,20	€ 92,50

**M+W select** ZANGENSTÄNDER

Praktischer Ständer aus rostfreiem Edelstahl zur Aufnahme von bis zu 10 Zangen. Mit rutschfesten Silikonfüßen.

**300 999** Länge 16 cm 1 Stck. € 27,50



**M+W select** WERKZEUGHALTER

Standfester Werkzeughalter aus rostfreiem Edelstahl mit 8 Aussparungen zum Einstecken von z. B. Instrumenten und Pinseln. Die 140 mm lange Schiene, die rechts und links mit Arretierungshilfen begrenzt wird, ermöglicht ein sicheres Aufhängen von Zangen, Scheren und Klemmen. Rückseitige Montagelöcher dienen der optionalen Wandbefestigung. Maße (H x B x T): 140 x 150 x 75 mm, Gewicht: 515 g.

**300 984** Werkzeughalter 1 Stck. € 27,50



**M+W select** MUFFELZANGE

Für den Transport heißer Gussküvetten.

**081 932** Länge 31 cm 1 Stck. € 24,20

**298 974** Länge 43 cm 1 Stck. € 24,20



**M+W select** TASTERZIRKEL

Messzirkel zum Messen von Wandstärken bei Kronen. Die Spitzen bei der Ausführung für Wachs sind tropfenförmig, um die Modelle nicht zu beschädigen. Beidseitig ablesbar.

**398 982** 1a-Qualität, für Wachs 1 Stck. € 24,20

**398 981** 1a-Qualität, für Metall 1 Stck. € 24,20

**161 950** Import-Qualität, für Metall 1 Stck. € 14,40

 **VERSANDBOXEN ZM-1**

Zum Transport von prothetischen Arbeiten zwischen Zahnarzt und Labor. Die Außenmaße dieser Versandbox sind so gehalten, dass sich diese zum Maxibrief-Tarif der Post versenden lässt. (Außenmaße: 200 mm Länge, 145 mm Breite, 50 mm Höhe.). Mit Schaumstoffeinlage zur Polsterung. Farbe rot.

<b>698 935</b>	Versandbox ZM-1	1 Stck.	<b>€ 8,90</b>
	ab 10 Stck.	je Stck.	<b>€ 8,50</b>
	ab 50 Stck.	je Stck.	<b>€ 7,90</b>



 ab € **7,90**



 **TRANSPORTBOXEN**

Sehr preiswerte Versand- und Aufbewahrungsboxen für Modelle u.a. Maße (L x B x H): 145 x 105 x 65 mm. Farbe natur.

<b>000 988</b>	Transportbox	1 Stck.	<b>€ 1,60</b>
	ab 10 Stck.	je Stck.	<b>€ 1,50</b>
	ab 50 Stck.	je Stck.	<b>€ 1,40</b>

 ab € **1,40**

 **DOPPELKAMMERBEUTEL**

Doppelkammerbeutel zum Versenden von Abdrücken, Modellen u.ä. Die praktische Kängurutasche vereinfacht das Mitsenden von Auftragszetteln und Notizen, ohne dass diese durch im Beutel enthaltene Flüssigkeiten beschädigt werden. Die Hauptkammer ist durch einen Grip-Verschluss leicht zu verschließen. Die drei Beschriftungsstreifen bieten Platz für Anmerkungen. Maße: 180 x 245 (225) mm.

<b>045 996</b>	mit M+W Logo, 100 Stck.	1 Pckg.	<b>€ 17,50</b>
	ab 5 Pckg.	je Pckg.	<b>€ 16,80</b>



 ab € **16,80**

**M+W select** MODELLKÄSTEN

Mit praktischem Etikettiersystem, ein mühevolltes Ablösen alter Etiketten entfällt. Im Lieferumfang ist bereits ein Etikett enthalten. Hergestellt aus 100% recycelfähigem, schlagzähem Polystyrol. Maße (L x B x H): 308 x 85 x 70 mm.

300 910	weiß	1 Stck.	€ 3,40
300 911	türkis	1 Stck.	€ 3,40
300 912	violett	1 Stck.	€ 3,40
300 913	blau	1 Stck.	€ 3,40
300 914	gelb	1 Stck.	€ 3,40
300 916	rot	1 Stck.	€ 3,40
300 917	grün	1 Stck.	€ 3,40
300 918	orange	1 Stck.	€ 3,40
300 919	magenta	1 Stck.	€ 3,40
300 920	mint	1 Stck.	€ 3,40
300 921	dunkelgrau	1 Stck.	€ 3,40
	ab 20 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 3,20
	ab 100 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 2,90
	ab 500 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 2,50
300 915	Etiketten, 25 Stck.	1 Pckg.	€ 3,10

ab € 2,50



ab € 5,10

**M+W select** LABORARBEITSSCHALEN

Praktische Laborarbeitskästen mit Extrafach für kleine Teile. Stapelbar. Maße (B x T x H): 16 x 23 x 7 cm.

399 960	gelb	1 Stck.	€ 5,50
399 961	rot	1 Stck.	€ 5,50
399 962	blau	1 Stck.	€ 5,50
399 963	grau	1 Stck.	€ 5,50
	ab 10 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 5,10



## 1. Geltungsbereich

- Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden (nachfolgend »Kunde«). Unser Angebot richtet sich grundsätzlich an Zahn- und Kieferärzte, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen, Kieferorthopäden, Zahntechniker, Dentallabore und ähnliche gewerbliche Dienstleister (Fachkreise). Die AGB gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
- Die AGB gelten in ihrer jeweiligen Fassung – auch für künftige Verträge mit demselben Kunden –, ohne dass wir in jedem Einzelfall auf sie verweisen.
- Die AGB gelten ausschließlich. Abweichende, auch ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur, wenn und soweit wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Das gilt auch, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden das Vertragsangebot vorbehaltlos angenommen haben.
- Individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Ergänzungen und Änderungen) haben Vorrang vor diesen AGB. Für den Beweis des Inhalts der Individualvereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag oder unsere schriftliche Bestätigung Voraussetzung.
- Erklärungen, die der Kunde nach Vertragsschluss uns gegenüber abzugeben hat (z. B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Rücktrittserklärung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
- Soweit in diesen AGB nicht unmittelbar geändert oder ausdrücklich ausgeschlossen, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

## 2. Angebot, Bestellung, Abtretungsverbot

- Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
- Die Bestellung des Kunden ist ein verbindliches Angebot. Mit der Bestellung sichert der Kunde zu, die Ware ausschließlich im Rahmen der gewerblichen Tätigkeit zu nutzen. Wir können sein Angebot innerhalb von zwei Wochen nach Zugang annehmen. Die Annahme kann entweder durch Zusenden einer Auftragsbestätigung oder durch Leistung erfolgen.
- Bestellt der Kunde elektronisch, informieren wir ihn per E-Mail automatisch über den Eingang seiner Bestellung. In der automatischen E-Mail ist die Bestellung nochmals aufgeführt. Sie ist nicht die Annahme des Angebots.
- Bei versehentlich falschen Angaben zum Produkt oder zum Preis behalten wir uns vor, den Vertrag anzufordern.
- Der Kunde darf Ansprüche aus dem Vertrag nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung abtreten und nur, soweit unsere Interessen durch die Abtretung nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.

## 3. Lieferzeit, Rücktrittsrecht, Lieferverzug

- Können wir eine verbindliche Lieferfrist aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten, informieren wir den Kunden unverzüglich über die voraussichtliche neue Lieferfrist. Sollte die Ware auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar sein, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
  - Wurde die Ware bereits bezahlt, erstatten wir den Kaufpreis. Nichtverfügbarkeit der Leistung ist insbesondere gegeben, wenn – wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben und selbst nicht rechtzeitig beliefert werden; – eine für die Verbringung der Kaufsache in das Zollinland erforderliche Einfuhrgenehmigung nicht oder nicht rechtzeitig erteilt wird.
- Zu unseren Gunsten bestehende gesetzliche Vorschriften über Rücktritts- und Kündigungsrechte sowie die Rückabwicklung des Vertrags bei Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt.
- Lieferverzug setzt eine schriftliche Mahnung des Kunden voraus.

## 4. Lieferung, Annahmeverzug

- Lieferung erfolgt ab Lager. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Büdingen.
- Auslaufmodelle sind nur lieferbar, solange der Vorrat reicht.
- Wir versenden die Ware an einen vom Kunden bestimmten Ort (Versendungskauf). Mit Übergabe der Ware an das Transportunternehmen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder Verlusts und der zufälligen Verschlechterung der Ware (Beförderungsgefahr) auf den Kunden über. Wir bestimmen die Versandart (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung). Auf Wunsch des Kunden und gegen Erstattung der Mehrkosten führen wir auch besondere Versandarten (z. B. Eiltransport) oder Teillieferungen durch.
- Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn
  - eine Teillieferung für den Kunden nach dem vertraglichen Bestimmungszweck verwendbar ist und
  - die Lieferung der restlichen Ware sichergestellt ist und
  - dem Kunden durch die Teillieferung kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen.
- Lieferungen ins Ausland (außer Österreich) sind ab einem Netto-Gesamtwarenpreis in Höhe von € 250,00 möglich.
- Lieferungen und der Versand von Katalogen in Nicht-EU-Länder sind nicht möglich.
- Verschreibungspflichtige Arzneimittel liefern wir aufgrund zwingender gesetzlicher Vorgaben (§ 47 Arzneimittelgesetz) nur gegen Vorlage einer schriftlichen Originalbestellung. Diese muss neben Menge und Bezeichnung des Präparates das Datum, den Stempel des Kunden und dessen Unterschrift enthalten.
- Verzögert sich unsere Leistung aus vom Kunden zu vertretenden Gründen (z. B. Annahmeverzug), sind wir berechtigt, Ersatz des uns hieraus entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen.

## 5. Preise, Zahlungsverhältnisse, Zahlungsverzug, Leistungsverweigerungsrecht

- Es gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise. Mit Erscheinen eines neuen Kataloges, Online-Blätterkataloges, digitalen Datenträgers oder neuer Angebote auf unserer Webseite werden die Angebote in sämtlichen vorangegangenen Katalogen, Online-Blätterkatalogen, Mailings, Preislisten oder auf der Webseite ungültig. Bei eventueller Preiserhöhung während der Kataloglaufzeit ist der Kunde an seine Bestellung nicht gebunden. Bei Verträgen mit einer vereinbarten Laufzeit von mehr als vier Monaten sind wir berechtigt, die Preise entsprechend der in dieser Zeit eingetretenen Kostensteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Preiserhöhung mehr als 5%, ist der Kunde berechtigt, den Vertrag zu kündigen.
- Die Preise enthalten keine Umsatzsteuer, keine Verpackungs- und keine Transport-/Versandkosten. Sie gelten ab Lager.
- Bei Bestellungen ab einem Netto-Gesamtwarenpreis von € 150,00 gelten die Preise einschließlich Verpackung und Transport-/Versandkosten innerhalb Deutschlands. Sonderzustellungen (z. B. Früh-, Spät- oder Samstaglieferung) werden gesondert in Rechnung gestellt. Bei Lieferungen ins Ausland werden die vom Kunden zu zahlenden Frachtkosten gesondert bestimmt. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde.
- Es gibt keinen Mindestbestellwert. Für Kleinbestellungen unter einem Netto-Gesamtwarenpreis von € 40,00 berechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe von € 4,90.
- Wir gewähren bis zum Erscheinen des neuen Kataloges oder bis auf Widerruf Rabatte in Abhängigkeit von dem Netto-Gesamtwarenpreis pro Bestellung entsprechend der im aktuell gültigen Katalog abgebildeten Rabattstaffel.
- Die Rechnung liegt der Lieferung bei. Die Zahlung gilt als erfolgt, sobald der Rechnungsbetrag auf einem unserer Konten gutgeschrieben wurde. Verzug tritt 10 Tage nach Rechnungsstellung ein. Während des Verzugs sind wir berechtigt, den Kaufpreis mit dem jeweils gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, weitergehenden Verzugschaden geltend zu machen.
- Wir sind auch dann zur Verweigerung der Leistung nach § 321 BGB berechtigt, wenn sich die Vermögensverhältnisse des Kunden schon vor Vertragsschluss wesentlich verschlechtern und wir dies trotz sorgfältiger Prüfung erst nach Vertragsschluss erkennen.
- Der Kunde ist nur berechtigt, Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte geltend zu machen, soweit sein Anspruch rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, soweit sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Bei Mängeln der Lieferung bleibt 6,6 unberührt.

## 6. Produktbeschaffenheit, Mängelrechte des Kunden

- Aufgrund technischer Gegebenheiten können Produktabstufungen in Katalogen oder sonstigen Unterlagen (auch in elektronischer Form) geringfügig vom Produkt abweichen.
- Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Erhalt sorgfältig zu untersuchen. Offensichtliche Mängel können nur binnen sieben Tagen nach Erhalt der Ware, sonstige Mängel binnen sieben Tagen nach Entdeckung des Mangels schriftlich gerügt werden (Ausschlussfrist). Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.
- Lag im Zeitpunkt des Gefahrübergangs ein Mangel vor, können wir die Nacherfüllung nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) vornehmen.
- Der Kunde hat uns die zur Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfzwecken zu übergeben. Stellt sich ein Mangelbeseitigungsvorhaben des Kunden als unberechtigt heraus, können wir Erstattung der hieraus entstandenen Kosten verlangen.

- Wir sind berechtigt, die Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
- Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat sie sich über eine angemessene Zeit hinaus verzögert oder kann sie nach den gesetzlichen Vorschriften verweigert werden, ist Kaufpreisminderung oder bei einem nicht unerheblichen Mangel Rücktritt vom Kaufvertrag möglich.
- Für gebrauchte Erzeugnisse übernehmen wir keine Gewähr. Für recycelte qualitätsgesicherte Erzeugnisse, die aus Gründen des Umweltschutzes wieder in den Materialkreislauf zurückfließen und fabrikrueue Erzeugnissen gleichstehen, übernehmen wir Gewähr wie für fabrikrueue Erzeugnisse.
- Weitergehende Gewährleistungen, die über die in dieser Ziffer 6 hinausgehen, übernehmen wir nicht. Insbesondere übernehmen wir keine Garantien und keine Haftung für öffentliche Äußerungen Dritter.
- Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz und auf Ersatz von Aufwendungen bestehen ausschließlich nach Maßgabe von Ziffer 7.

## 7. Sonstige Haftung

- Auf Schadensersatz haften wir bei Vorsatz – gleich aus welchem Rechtsgrund.
- Bei grober Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen und bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Verpflichtung, deren Erfüllung das Erreichen des mit Abschluss des Vertrages verfolgten Zwecks erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
- Die Haftungsbeschränkung nach 7.2 gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Des Weiteren gilt sie nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben oder der Kunde Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz hat.
- Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht zu einem Mangel geführt hat, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
- Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

## 8. Verjährung

- Ansprüche des Kunden wegen Sach- und Rechtsmängeln verjähren ein Jahr nach Eingang der Ware beim Kunden. Soweit unsere Lieferanten uns eine längere Gewährleistungsfrist einräumen, verlängert sich die Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden entsprechend.
- Für Ansprüche nach Ziffer 7 und dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

## 9. Rückgaberecht

- Der Kunde kann von uns gelieferte Verbrauchsmaterialien unter Angabe des Rückgabegrundes innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Die Frist beginnt ab Eingang der Ware beim Kunden. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder der Eingang der Mitteilung bei uns. Der Kunde trägt die Kosten der Rücksendung, es sei denn, wenn eine andere als die bestellte Ware oder eine mangelhafte Ware geliefert. Er ist verpflichtet, die Ware im Päckchen oder Paket zurückzusenden und eine Kopie des ausgefüllten Retourenscheins beizulegen. Dieser steht im Servicebereich unter [www.mwdental.de](http://www.mwdental.de) bzw. [www.mwdental.at](http://www.mwdental.at) zum Download zur Verfügung.
- Wir nehmen ausschließlich unbenutzte und ungeöffnete Waren in Originalverpackung, die keine Gebrauchsspuren aufweisen und nicht beschriftet und/oder beklebt sind, zurück.
- Bei Rückgabe erteilen wir dem Kunden eine Gutschrift in Höhe des gezahlten Kaufpreises der zurückgegebenen Ware.
- Reduzierte Waren oder auf Kundenwunsch beschaffte Waren sind vom Rückgaberecht ausgeschlossen. Das gleiche gilt für Waren, auf die Preisnachlässe (z. B. bei großen Mengen) gewährt wurden. Außerdem sind pharmazeutische Präparate aufgrund gesetzlicher Vorgaben vom Rückgaberecht ausgeschlossen.

## 10. Software

- Stellen wir mit unseren Erzeugnissen Software zur Verfügung, räumen wir dem Kunden sowie dem vom Kunden autorisierten Betreiber hieran das zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht ein, diese Software auf den Erzeugnissen, mit denen sie geliefert wurde, in unveränderter Form und für die in der Produktbeschreibung genannten Zwecke zu benutzen.
- Software und die dazugehörige Dokumentation dürfen nicht an Dritte – ausgenommen an vom Kunden autorisierte Betreiber – weitergegeben werden. Der Kunde darf Programme nicht kopieren, zurückentwickeln oder zurückübersetzen und keine Programmteile herauslösen.
- Das Nutzungsentgelt für die mit unseren Erzeugnissen zur Verfügung gestellte Software ist, soweit nicht anders vereinbart, im Kaufpreis enthalten. Erweiterungen der Leistungsfähigkeit von an den Kunden gelieferten Erzeugnissen durch Software erfolgt gegen Berechnung.
- Wenn der Kunde selbst oder in seinem Auftrag Dritte Servicearbeiten an den Erzeugnissen durchführen, bedarf es zuvor des Abschlusses eines Lizenzvertrages gegen Entgelt.

## 11. Eigentum, Eigentumsvorbehalt

- An Katalogen und sonstigen Produktbeschreibungen auch in elektronischer Form stehen uns die ausschließlichen Urheberrechte zu. Der Nachdruck unserer Kataloge, auch auszugsweise, ist ebenso wie eine Verlinkung mit unserem Internetangebot und eine sonstige Nutzung des Internetangebots für eigene Zwecke, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Einwilligung zulässig.
- Bis zur vollständigen Erfüllung unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus einem Vertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung bleiben wir Eigentümer der Ware.
- Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszugeben und die Abtretung etwaiger Herausgabensprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. Nach Rücknahme der Ware sind wir zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des Kunden, abzüglich angemessener Verwertungskosten, angerechnet.

## 12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

- Diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlich zuständig für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten sind die für Büdingen zuständigen Gerichte. Wir sind jedoch berechtigt, unsere Ansprüche gegen den Kunden auch am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben.

Stand April 2014

## BESTELLUNGEN AUS ÖSTERREICH:

Bei Bestellungen aus Österreich beachten Sie bitte zusätzlich folgende Punkte:

### Sortiment

Einige Artikel aus dem M+W Katalog sind nicht aus Deutschland lieferbar. Erkundigen Sie sich bitte bei unseren Produktberatern.

### Zahlung

Zahlungen bitte auf nachstehendes Konto. Bitte unbedingt den der Rechnung beiliegenden Zahlschein verwenden.

Dadurch wird die Überweisung für Sie gebührenfrei abgewickelt: Salzburger Sparkasse, IBAN: AT54204040000033423,

SWIFT/BIC: SBGSAUT25

### Rückgabe

Rücksendung mit dem ausgefüllten Retourenschein – als Download im Servicebereich unter [www.mwdental.at](http://www.mwdental.at) erhältlich – bitte ausreichend frankiert an:

M+W Dental Austria, Albert-Schweizer-Gasse 6, A-1140 Wien

Wenn Sie falsch bestellte Ware zurückgeben wollen und eine Neulieferung wünschen, schicken Sie bitte die Waren – wie links unten beschrieben – zur Gutschrift ein und geben Ihre Bestellung schriftlich oder telefonisch bei uns auf (nicht ins Paket legen).

### Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht von Österreich unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts.

Ausschließlich zuständig für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten sind die für Wien zu-

ständigen Gerichte. Wir sind jedoch berechtigt, unsere Ansprüche gegen den Kunden auch am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben.

## BEI RÜCKGABE/UMTAUSCH ZU BEACHTEN:

Sollte Ihnen ein geliefertetes M+W Produkt nicht zusagen – kein Problem. Machen Sie einfach von Ihrem Rückgabe-/Umtauschrecht gebrauch. Damit alles reibungslos klappt, bitten wir Sie, die hier angegebenen Hinweise zu beachten. Vielen Dank!

- **Innerhalb von 14 Tagen Rückgabe oder Umtausch**
- **Retourenschein (Download im Servicebereich unter [www.mwdental.de](http://www.mwdental.de) bzw. [www.mwdental.at](http://www.mwdental.at)) ausfüllen und belegen**
- **Ausreichend frankieren**
- **Immer den genauen Grund angeben, um zeitraubende Rückfragen zu vermeiden**
- **Nur originalverpackte, ungeöffnete und nicht von Ihnen beschriftete Ware**
- **Keine Medikamente**
- **Auch kleine Artikel bitte nur im Päckchen oder Paket zurücksenden (Briefumschläge können aufreißen!)**

## GARANTIEFRISTEN

### Europäische Richtlinie für Verbrauchsgüter

Im Jahr 1999 hatten sich das Europäische Parlament und der EU-Ministerrat in der sog. Verbrauchsgüterrichtlinie auf eine europäeinheitliche Mindestgarantiefrist von 2 Jahren ab dem 01.01.2002 geeinigt.

### Was ist ein Verbrauchsgüterkauf?

Ein Verbrauchsgüterkauf liegt vor, wenn eine Privatperson ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck vornimmt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. D.h., erwirbt ein Zahnarzt Waren für den persönlichen Gebrauch, handelt es sich um einen Verbrauchsgüterkauf. Er handelt als Nichtkaufmann.

Garantiefrist für Verbrauchsgüter: 2 Jahre

### Wann handelt es sich um einen gewerblichen Kauf?

Ein gewerblicher Kauf liegt vor, wenn ein Kaufmann ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck vornimmt, der nicht den privaten Zwecken zugerechnet werden kann. D.h., erwirbt ein Zahnarzt Waren für seine Praxis, gilt dies nicht als Verbrauchsgüterkauf, sondern als gewerblicher Kauf. Er handelt als Kaufmann. Garantiefrist für gewerblichen Kauf: 1 Jahr

Verschiedene Hersteller bieten bereits eine Garantie über der gesetzlichen Anforderung von 1 Jahr.

Hinweise hierzu finden Sie bei den entsprechenden Geräten.

PS: Leuchtmittel, Akkus und Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen.







M+W Dental GmbH · Tel. 0 60 42/88 00 88 · Freefax 00 800/88 00 80 01 · [www.mwdental.de](http://www.mwdental.de)

M+W Dental Austria · Tel. 0 800 / 500 809 · Freefax 00 800/88 00 80 01 · [www.mwdental.at](http://www.mwdental.at)



QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.



## PATIENTENTERMINBUCH

Der nützliche Helfer für Ihre Praxis – jetzt im neuen modernen Design. Ideale Aufteilung von Montag bis Samstag für 2 Behandler. Zusätzlich erhalten Sie jede Woche tolle Gutscheine, Aktionen und Informationen über M+W Neuprodukte und Services. Format (H x B): 31 x 33 cm.

**002 022** Praxisbuch 2022 1 Stck. € 16,90

**002 023** Praxisbuch 2023 verfügbar ab Mai 2022

NEU

€ 16,90