



QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.

NEU

Ein Farbton für alle Zahnfarben



SPAREN SIE BIS ZU
27%
MIT UNSEREN
KENNENLERN-
PAKETEN!

M+W select PERMAPLAST LH ONE

Lichthärtendes und röntgenopakes Mikro Hybrid Composite mit optimaler Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe, wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Bei Bedarf kann die Farbe angepasst werden, indem man für die erste Schicht Permaplast LH Flow verwendet. Hochglanzpolierbar 75 Gew% (53 Vol.-%).

Indikation:

Direkte Front- und Seitenzahnrestaurationen der Klasse I - V nach Black. Indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers. Erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren. Stumpfaufbauten. Schienung von gelockerten Zähnen. Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik.

Spritze, 4 g

J-100 147 | 1 Pckg. | € 25,90
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 23,90

Cavifils, 20 x 0,3 g

J-100 148 | 1 Pckg. | € 45,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 44,50

KENNENLERN-PAKETE:

Aktionspaket Spritze:

- 4 g Spritze LH ONE
 - 2 g Spritze LH Flow A3
- J-100 156 | 1 Pckg. | € 32,00

Aktionspaket Cavifils:

- 20 x 0,3 g Cavifils LH ONE
 - 2 g Spritze LH Flow A3
 - 1 Composite Applikationspistole
- J-100 157 | 1 Pckg. | € 59,00



M+W select ANGEBOTE FÜR IHRE PRAXIS

GÜLTIG BIS ZUM 26.04.2021

M+W select ANGEBOTE FÜR IHRE PRAXIS

M+W select SENSORSPENDER 1000

Batteriebetriebener Sensorspender für Desinfektionsmittel, Seife und Pflegecreme (mehr als 150.000 Pumpstöße pro Batteriesatz). Optional Netzbetrieb möglich. Der Spender ermöglicht die Einhaltung der RKI-Richtlinien bei der Spendernutzung, beim Füllmittelwechsel und der Spenderreinigung. Kompatibel mit fast allen am Markt vorhandenen Verbrauchsmitteln. Für 500 ml und 1.000 ml EURO-Flaschen. Unkomplizierter Austausch von vorhandenen Spendern durch identische Montagelöcher. Maße ca. (H x B x T): 362 x 112 x 123 mm.

Lieferumfang: Batterie-Set, Universal-Schlauchpumpe und Adapter-Set mit Ein- und Ausdreihilfe sowie keimarmer Flaschenbelüftung.

Sensorspender 1000
J-100 785 | 1 Stck. | € 159,00
 € 149,00

Netz-Adapter
J-159 742 | 1 Stck. | € 24,00



159,-
149,-



M+W select HÄNDEDESINFEKTION

2-Propanol 70 % (V/V), Bakterizid (inkl. Tbb), fungizid. Zul.-Nr. 1599.98.99.

Anwendungsgebiet: Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion sowie für Kühlumschläge.

Art der Anwendung: Zum Auftragen auf die Haut. Parfüm- und farbstofffrei. Gegenanzeigen: M+W Händedesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden anzuwenden.

Hinweis: M+W Händedesinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Gut verschlossen aufbewahren, alkoholhaltig, entzündlich, vor Anwendung elektrischer Geräte gut trocknen lassen, Flammpunkt 24 °C.

Einwirkzeiten: Bakterien und Pilze (Candida albicans): Hygienische Händedesinfektion nach DGHM/VAH und EN 1500: Konz.: 30 sec. Chirurgische Händedesinfektion nach DGHM/VAH und EN 12791: Konz.: 5 min. Tbb (Tuberkulose) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz.: 30 sec. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV): Konz.: 15 sec. Noro-Viren gem. EN 14476: Konz.: 30 sec.

Spenderflasche, 500 ml
 (nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 781)
J-000 764 | 1 Fl. | € 5,70
 € 5,25

Spenderflasche, 1 l
 (nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 782)
J-000 766 | 1 Fl. | € 8,50
 € 7,75

Kanister, 5 l
 (nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 783)
J-000 767 | 1 Kan. | € 43,50
 € 37,95



ab **5,25**



M+W select WASHLOTION SOFT

Medizinische Handwaschseife mit Vitaminen und hautfreundlichem pH-Wert. Kein Austrocknen der Hände auch bei häufigem Händewaschen durch rückfettende Wirksubstanzen, Vitamine verleihen der Haut zusätzlich Spannkraft und Pflege. Dermatologisch getestet, angenehm frischer Duft, Farbe blau.

Spenderflasche, 500 ml
J-200 745 | 1 Fl. | € 4,40
 € 3,95

Spenderflasche, 1 l
J-200 746 | 1 Fl. | € 6,95
 € 6,25

Kanister, 10 l
J-200 747 | 1 Kan. | € 49,90
 € 44,75



ab **3,95**



M+W select UNIVERSAL ARM-HEBELSPENDER NEU

Universeller Desinfektionsmittel- und Seifenspender für 500 ml und 1 l. Stabiler Armhebel für einfaches und sicheres Betätigen mittels Ellenbogen, abschließbare Verschlussplatte und auswechselbare Pumpe für noch mehr Sicherheit bei der täglichen Hygiene. Die Dosiermengen sind flexibel einstellbar.

BIS ZU
15%
 SPAREN



46,95
39,95

Maße: H 31 x B 10 x T 9 cm
 (Tiefe inkl. Armhebel 22 cm)
 Im Lieferumfang ist eine Leerflasche enthalten.
 Tropfschale ist optional erhältlich – bei Wunsch bitte separat bestellen.
J-400 523 | 1 Stck. | € 46,95
 € 39,95

Tropfschale
J-400 521 | 1 Stck. | € 9,95

Ersatzpumpe NEU
J-400 524 | 1 Stck. | € 3,40



M+W select INSTRUMENTENBAD PLUS

Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von dentalmedizinischen Handinstrumenten und rotierenden Instrumenten. Sehr gute Materialverträglichkeit. Mit Korrosionsschutz. Sehr breites Wirkungsspektrum mit kurzer Einwirkzeit (1,5% 15 Min., 1% 60 Min.), VAH gelistet. Auch für die Anwendung im Ultraschall geeignet, angenehmer Geruch.

Flasche, 2 l
J-200 723 | 1 Fl. | € 34,60
 € 29,95

Kanister, 10 l
J-200 724 | 1 Kan. | € 116,50
 € 104,95

ab 2 Kan. | je Kan. | € 109,50
 € 99,95



ab **29,95**



15%
 SPAREN



ab **31,95**

M+W select INSTRUMENTENWANNEN

3 l:
 kpl. mit Siebeinsatz und Deckel,
 hitzebeständig bis 60 °C,
 Maße: H 12 x B 32 x T 21 cm
J-000 761 | 1 Stck. | € 37,45
 € 31,95

5 l:
 kpl. mit Siebeinsatz und Deckel,
 hitzebeständig bis 60 °C,
 Maße: H 15 x B 39,5 x T 26 cm
J-000 760 | 1 Stck. | € 56,90
 € 48,50





BIS ZU
18%
SPAREN

ab **11,25**

M+W select BOHRERBAD PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von zahnärztlichen, rotierenden Instrumenten. Nicht geeignet für Carbonbestände, Polierer, Kunststoff- und Aluminiumteile. Sehr breites Wirkungsspektrum bei kurzer Einwirkzeit von 5 Min., VAH-gelistet.



Flasche, 2 l	J-200 720	1 Fl.	€ 13,80
			€ 12,45
ab 2 Fl.		je Fl.	€ 12,80
			€ 11,25
Kanister, 5 l	J-200 722	1 Kan.	€ 29,90
			€ 26,95
Kanister, 10 l	J-200 721	1 Kan.	€ 56,40
			€ 49,95



BIS ZU
17%
SPAREN

ab **7,95**

M+W select MUNDSPÜLBECKENREINIGER AF

Gebrauchsfertige Lösung zur gründlichen Reinigung und Desinfektion der Mundspülbecken in praktischer Spritzflasche. Entfernt Blut, Kalk, Rückstände von Plaquefärbemitteln sowie Abformmaterialien und sonstige Rückstände und deckt dabei ein umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien und Pilze ab.

Flasche, 750 ml	J-100 732	1 Fl.	€ 9,60
			€ 8,95
ab 6 Fl.		je Fl.	€ 8,60
			€ 7,95



BIS ZU
13%
SPAREN

ab **33,45**

M+W select ULTRASUC SUPER

Kanister, 5 l	J-000 787	1 Kan.	€ 38,40
			€ 34,95
ab 3 Kan.		je Kan.	€ 36,40
			€ 33,45

Aldehyd-, phenol- und chlorfreies Desinfektions- und Reinigungskonzentrat für dentale Absauganlagen aller Art auf der Basis von Quartären Ammoniumverbindungen (QAVs). Für Anlagen mit und ohne Amalgamscheider. Schaumarm und desodorierend. Entspricht den gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit nach TRGS 525/540. Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. Tbc), fungizid, virusinaktivierend (HBV, HCV, HIV), Einwirkzeit nach VAH/DGHM 2% - 15 Min. Farbe: klar.



BIS ZU
15%
SPAREN

ab **17,45**

M+W select ULTRASUC SUPER CLEANER

Flasche, 2 l	J-000 779	1 Fl.	€ 20,50
			€ 18,75
ab 4 Fl.		je Fl.	€ 19,50
			€ 17,45

Hochwirksames Zusatzreinigungskonzentrat zur gründlichen Reinigung von Absauganlagen und Amalgamscheidern. Löst hartnäckige Ablagerungen, Verkrustungen, Verschmutzungen durch Eiweiß usw. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung von Pulverstrahlgeräten, bei der Reinigung von Abflussleitungen, bei problematischem Leitungswasser oder Abwasserleitungen mit ungünstigem Gefälle. Wöchentliche Anwendung 5 - 10%, Einwirkzeit ca. 1,5 - 2 Stunden.



28,80
25,90

M+W select SEPTOPRINT KONZENTRAT

Dosierflasche, 1 l	J-100 725	1 Fl.	€ 28,80
			€ 25,90

Konzentrat für die Desinfektion von allen gängigen Abformmaterialien wie A-/C-Silikone, Hydrocolloide, Alginate, Polyether sowie Zahnersatz. Besonders ergiebig, mit 1 Liter Konzentrat können 50 Liter Desinfektionslösung angesetzt werden. Dabei wirkt M+W Septoprint Konzentrat bakterizid inkl. MRSA, fungizid, inaktivierend von Rota-Viren sowie behüllten Viren (HBV/HCV/HIV) bei einer Einwirkzeit von 15 Minuten - 2%. Abformung vor dem Ausgießen mit klarem Wasser abspülen. Farbe grün, mit angenehmem Blumenduft.



BIS ZU
14%
SPAREN

ab **41,20**

M+W select SEPTOPRINT PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion aller zahnärztlichen Abformmaterialien. Sehr gute Materialverträglichkeit und sehr breites Wirkungsspektrum bei einer Einwirkzeit von nur 1 Minute, VAH-gelistet.

Kanister, 5 l	J-200 725	1 Kan.	€ 47,90
			€ 43,20
ab 2 Kan.		je Kan.	€ 45,90
			€ 41,20





BIS ZU
16%
SPAREN

ab **10,50**

M+W select SPRÜHDESENFREI

750 ml Flasche, mit Schaumsprühkopf
J-000 710 | 1 Fl. | € 12,50
€ 10,50

Kanister, 10 l
J-000 711 | 1 Kan. | € 69,95
€ 60,95



Aldehyd- und alkoholfreie Sprühdeseinfektion, gebrauchsfertig. Zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Hand- und Winkelstücke und allen Flächen im medizinischen Bereich, die empfindlich auf Alkohol reagieren, wie z. B. Acrylglas und Kunstlederflächen. Wirksam gegen HBV, HCV, HIV, Influenzavirus A, B, C (Vogelgrippe), Pockenvirus, Inaktivierung von Rotaviren, bakterizide Wirkung und fungizide Wirkung in 1 Minute. Angenehm leichter Limonenduft. Die 750 ml Sprayflasche ist mit einem Schaumsprühkopf ausgestattet. Bei dieser Funktion entsteht kein Spraynebel und der Schaum haftet besser auf vertikalen Flächen. VAH/DGHEM gelistet.



ab **9,95**

M+W select SPRÜHDESENFREI PLUS

Sprühflasche, 1 l, ohne Sprühkopf:
Plus
J-200 727 | 1 Fl. | € 10,60
€ 9,95

Plus lemon
J-200 729 | 1 Fl. | € 10,60
€ 9,95

Plus apple
J-200 731 | 1 Fl. | € 10,60
€ 9,95

Kanister, 10 l:
Plus
J-200 728 | 1 Kan. | € 63,90
€ 59,95

Plus lemon
J-200 730 | 1 Kan. | € 63,90
€ 59,95

Plus apple
J-200 732 | 1 Kan. | € 63,90
€ 59,95



Aldehydfreie Sprüh- und Wischdesinfektion zur Reinigung und Desinfektion von Flächen und medizinischen Gegenständen. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (z. B. Acrylglas, Polyester) anwenden. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet.



ab **3,75**

BIS ZU
17%
SPAREN

M+W select DESINFREIUNGSTÜCHER PLUS

Dose mit 100 Tüchern:
Plus
J-200 735 | 1 Dose | € 4,95
€ 4,45

Plus lemon
J-200 737 | 1 Dose | € 4,95
€ 4,45

Plus apple
J-200 739 | 1 Dose | € 4,95
€ 4,45

ab 3 Dosen einer Sorte | je Dose | € 4,50
€ 4,25

Refill mit 100 Tüchern:
Plus
J-200 736 | 1 Pckg. | € 4,50
€ 4,25

Plus lemon
J-200 738 | 1 Pckg. | € 4,50
€ 4,25

Plus apple
J-200 740 | 1 Pckg. | € 4,50
€ 4,25

ab 12 Pckgn. einer Sorte | je Pckgn. | € 3,95
€ 3,75



Mit alkoholhaltiger Lösung vorgetränkte Tücher (12 x 20 cm) zur Desinfektion und Reinigung von kleinen Flächen und medizinischen Gegenständen. Angenehme, fusselfreie Tuchqualität. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet, aldehydfrei. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (Acrylglas, Polyester) anwenden.



ab **19,90**

M+W select FLÄCHENDESENFREI PLUS

Aldehydfreies Konzentrat zur Reinigung von großen Flächen und Inventar im medizinischen und nicht medizinischen Bereich. Angenehmer, leichter Geruch. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet. Nicht als Sprühdeseinfektion und nur gemäß auf dem Etikett angegebenen Konzentrationen verwenden!

Flasche, 2 l
J-200 733 | 1 Fl. | € 22,90
€ 19,90

Kanister, 5 l
J-200 734 | 1 Kan. | € 46,90
€ 42,45

ab 2 Kan. | je Kan. | € 44,90
€ 39,95



M+W select WET WIPES SOFT

2 Rollen à 90 Blatt (28 x 30 cm):
AF
J-100 755 | 1 Pckg. | € 37,80
€ 33,75

Alkohohlaltige, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/viskose Mischmaterial und 100 % fusselfrei. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terre), "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.



37,80
33,75



M+W select WET WIPES MAXI

2 Rollen à 150 Blatt (20 x 30 cm):
AF
J-100 766 | 1 Pckg. | € 37,80
€ 33,75

Quattro Eimer
mit Depotdeckel zur Aufbewahrung
von getränkten Großformattüchern
J-100 751 | 1 Pckg. | € 6,30





BIS ZU
16%
SPAREN

ab **6,¹⁰**

M+W select HEXAGUM 0,12 %

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,12% Chlorhexidylgluconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Ideal als Präventivmaßnahme vor jeder zahnärztlichen Behandlung einsetzbar. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.

- Flasche, 500 ml
J-100 880 | 1 Fl. | € 7,30
€ 6,50
- ab 5 Fl. | je Fl. | € 6,90
€ 6,10
- PET-Flasche, 5 l (ohne Pumpe)
J-100 881 | 1 Kan. | € 23,45
€ 19,70
- Dosierpumpe für 5 l PET-Flasche
J-100 884 | 1 Stck. | € 6,10



BIS ZU
22%
SPAREN

ab **1,⁹⁹**

M+W select HEXAGUM FORTE 0,2 %

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,2% Chlorhexidylgluconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.

- Flasche 100 ml
J-100 882 | 1 Fl. | € 2,55
€ 2,25
- ab 20 Fl. | je Fl. | € 2,25
€ 1,99
- Flasche 500 ml, mit Dosierpumpe
J-100 883 | 1 Fl. | € 8,50
€ 7,70
- ab 5 Fl. | je Fl. | € 7,70
€ 6,90



M+W select INTERDENTALBÜRSTEN COMFORT


Zur Reinigung der Zahnzwischenräume. Mit ergonomischem Griff für eine bessere Handhabung. Die zylindrischen Nylonbürsten sind an einem feinen und starren Metalldraht befestigt, der zum Schutz der Zahnoberflächen oder Implantaten mit einem Plastikmantel überzogen ist. Eine Kappe schützt die Nylonborsten und macht die Interdentalbürste zum idealen Begleiter auch außer Haus. Bei Bedarf kann die Kappe auf den Griff gesteckt werden und dient dann zur Verlängerung der Interdentalbürste.

Praxis-Kit:
180 Bürsten,
je Größe 20 Bürsten
mit Schutzkappe
(außer bei lila und grau)
J-000 879 | 1 Pckg. | € 81,50
€ 69,90



BIS ZU
24%
SPAREN

ab **3,¹⁰**



Packung mit 8 Bürsten	J-000 889	J-000 881	J-000 882	J-000 883	J-000 884	J-000 885	J-000 886	J-000 887	J-000 888
Farbe	weiß	pink	orange	rot	blau	gelb	grün	lila	grau
Größe	superfein-soft	xxxx-fein	xxx-fein	xx-fein	x-fein	fein	mittel	groß	x-groß
Ø Bürste	1,6 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	9,0 mm
Länge Kopf	10,0 mm	10,5 mm	11,0 mm	11,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	16,0 mm	19,0 mm
Größe Interdentalraum	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,8 mm	2,5 mm
Ø Draht	0,40 mm	0,42 mm	0,44 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,57 mm	0,57 mm	0,77 mm	1,06 mm
Größe nach ISO 16409	0	1	1	2	2	3	4	5	6
mit Schutzkappen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
je Pckg.	€ 4,10 € 3,50								
ab 10 Pckgn. einer Stärke, je Pckg.	€ 3,50 € 3,10								



ab 20,⁵⁰

M+W select PONTIFORM DIRECT MIX

Produkteigenschaften wie M+W Pontiform automix 2, jedoch in der direct mix-Spritze.



5 ml Spritze A2, 5 Mischkanülen
J-000 290 | 1 Pckg. | € 22,50
 € 21,50
 ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 21,50
 € 20,50
 direct mix Mischkanülen, 20 Stck.
J-000 291 | 1 Pckg. | € 16,95



BIS ZU
21%
 SPAREN
 ab 46,³⁰

M+W select PONTIFORM AUTOMIX 2

Provisorisches K+B Material mit Fluor im 4:1 Sicherheits-Kartuschensystem. Automatisches Anmischen während der Direktapplikation.

50 ml Kartusche A2 universal,
 15 Mischkanülen blau
J-000 216 | 1 Pckg. | € 58,50
 € 49,70
 ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 56,50
 € 48,00
 ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 54,50
 € 46,30

Mischkanülen, 50 Stck.:
 4:1/10:1, blau
J-000 289 | 1 Pckg. | € 25,50
 ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 23,50
 Schieber 4:1
J-000 219 | 1 Stck. | € 7,40
 Mischpistole:
 4:1/10:1
J-100 183 | 1 Stck. | € 44,85




M+W select TOFFLEMIRE MATRIZENBÄNDER

Rostfrei, Packung mit 12 Stck.

Form	dünn, 0,05 mm	extradünn, 0,04 mm
101	J-859 115	J-859 119
102	J-859 116	J-859 120
103	J-859 117	J-859 121
113	J-859 118	J-859 122
1 Pckg.	€ 1,80 € 1,60	€ 1,80 € 1,60
ab 5 Pckgn. einer Form/Stärke, je Pckg.	€ 1,60 € 1,40	€ 1,60 € 1,40
ab 10 Pckgn. einer Form/Stärke, je Pckg.	€ 1,40 € 1,20	€ 1,40 € 1,20

BIS ZU
33%
 SPAREN

ab 1,²⁰



M+W select MATRIZENSPANNER TOFFLEMIRE

Rostfrei.

Universal
J-100 195 | 1 Stck. | € 11,95
 € 9,95

BIS ZU
17%
 SPAREN



11,95
9,95



BIS ZU
15%
 SPAREN

116,-
99,-

M+W select MATRIZENZANGE

Matrizenhaltepinzette mit Hartmetallbeschichtung und Doppelfeder, hält und entfernt auch dünnste Matrizen sicher aus dem Approximalbereich. Sehr gute Qualität, made in Germany.

J-300 120 | 1 Stck. | € 116,00
 € 99,00



M+W Dental
 MADE IN GERMANY



BIS ZU
32%
 SPAREN

M+W select MATRIZENBAND

Für Bandmatrizenspanner.
 Rostfrei, 0,03 mm stark.

Breite 10 m im Spender
 5 mm* **J-100 170**
 6 mm* **J-100 171**
 7 mm **J-100 172**
 je Rolle € 11,60
 € 8,90
 ab 3 Rollen einer
 Breite, je Rolle € 10,60
 € 7,90



* auch geeignet für SuperMat



BIS ZU
19%
SPAREN

M+W select MICROTIPS

Miniaturn Applikationsspitzen (beflockt), in super Qualität, mit MicroTip-Halter (Kunststoffgriff nicht sterilisierbar), für punktgenaues Applizieren von Flüssigkeiten und Gels (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive).

Set:
4 x 100 MicroTIPS in den Farben rot, grün, gelb, blau und 2 MicroTip-Halter
J-098 118 | 1 Pckg. | ~~€ 20,30~~
€ 18,30

Halterset:
je 1 MicroTip-Halter in weiß und rot
J-098 119 | 1 Pckg. | ~~€ 2,80~~
€ 2,30



Farbe	100 Stck.
rot	J-098 114
grün	J-098 115
gelb	J-098 116
blau	J-098 117
je Pckg.	€ 4,80 € 4,20
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 4,50 € 3,90

ab **2,30**

M+W select NORMALLOY KAPSELN

ab **42,50**

Kapselamalgam, n.g. 2, aus 70% Spänen und 30% Kugeln. Zusammensetzung: 69,2% Silber, 18,6% Zinn, 11,9% Kupfer, 0,3% Zink. Dose mit 50 Kapseln.

Gr. 1 gelb/weiß:
400 mg Pu, 435 mg Hg
J-000 127 | 1 Pckg. | ~~€ 45,50~~
€ 43,50
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | ~~€ 43,50~~
€ 42,50

Gr. 2 gelb/grau:
600 mg Pu, 653 mg Hg
J-000 128 | 1 Pckg. | ~~€ 55,90~~
€ 53,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | ~~€ 53,90~~
€ 52,90

Gr. 3 gelb/schwarz:
800 mg Pu, 865 mg Hg
J-000 129 | 1 Pckg. | ~~€ 72,90~~
€ 69,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | ~~€ 69,90~~
€ 68,90



BIS ZU
32%
SPAREN

ab **5,20**

M+W select FLEXIBRUSH

Biegbare Pinsel zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gels (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive). 10,5 cm lang.



Farbe	100 Stck.
medium blau	J-005 120
medium gelb	J-005 121
x-fine türkis	J-005 122
je Pckg.	€ 7,70 € 6,20
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 7,20 € 5,70
ab 10 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 6,70 € 5,20

M+W select KAPSELMISCHER

~~285,-~~
255,-

Universalmischergerät zum Anmischen aller handelsüblichen Kapseltypen. Im Sekundenschritt kann die Zeit frei gewählt werden, es stehen 10 Speicherplätze zur Verfügung. Der Mischer arbeitet leise bei minimalen Vibrationen und beschleunigt sofort von 0 auf 4.200 U/Min. Das LED-Display ist einfach und übersichtlich gestaltet. Garantie 2 Jahre.

J-200 020
1 Stck. | ~~€ 285,00~~
€ 255,00



BIS ZU
27%
SPAREN

M+W select EINMALPINSEL

Einmalpinsel-Einsätze zum Auftragen von Opakern, Flüssigkeiten u.v.m.



Pinselhalter
J-098 112 | 1 Stck. | ~~€ 1,60~~
€ 1,20

Farbe	50 Stck.
weiß	J-098 111
rot	J-098 110
je Pckg.	€ 5,50 € 4,50
ab 10 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 4,99 € 3,99



BIS ZU
30%
SPAREN

M+W select AMALGAMPISTOLEN

Hohe Qualität, Kunststoff, autoklavierbar bis 140 °C.



Form	Amalgampistole	Ersatzspitze
gerade	J-000 134	J-000 136
gebogen	J-000 135	J-000 137
je Pckg.	€ 13,50 € 9,50	€ 4,80 € 3,80

NEU

ab **20,50**

**BIS ZU
27%
SPAREN**



KAUF OHNE RISIKO

Bei Nichtgefallen können Sie uns die angefangene Packung innerhalb von 14 Tagen zur vollen Gutschrift zurücksenden.

M+W select PERMAPLAST LH CERAMIC

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Microhybrid-Composite mit Keramikanteil für hochwertige Front- und Seitenzahnrestauration der Klasse I-V. Durch unterschiedliche Füllgrößen (0,05 - 0,9 µm) lässt sich das Material sehr gut stopfen und modellieren. Dank exzellenter mechanischer Eigenschaften und optimaler Fluoreszenz werden dauerhafte ästhetische Restaurationen mit hervorragender Farbstabilität erzielt. Klebt nicht, hohe Kanten- und Abriebfestigkeit sowie eine sehr hohe Biege- und Bruchfestigkeit. Gesamtfüllstoff 80% Gew. 68% Vol.

Farbe	Spritze, 4 g
A2	J-200 120
A3	J-200 121
A3,5	J-200 122
B1	J-200 123
B3	J-200 124
C3	J-200 125
je Pckg.	€ 27,90 € 22,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 26,50 € 21,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 25,50 € 20,50

Farbe	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	J-200 126
A3	J-200 127
A3,5	J-200 128
B1	J-200 129
B3	J-200 130
C3	J-200 131
je Pckg.	€ 47,50 € 42,50
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 45,50 € 40,50



~~16,90~~
13,50

**20%
SPAREN**



NEU

M+W select COMPOSITE APPLIKATIONSPISTOLE

Dosierpistole für die Direktapplikation aller marktüblichen Composite-Kapseln (Cavifils, Compules, PLTs usw.). Autoklavierbar bis 121 °C.

J-400 110 | 1 Pckg. | € 16,90
€ 13,50



ab **15,90**

**BIS ZU
20%
SPAREN**



M+W select PERMAPLAST LH HYBRID

Lichthärtendes röntgenopakes Feinpartikel-Hybridcomposite für Restaurationen der Klassen I bis V in VITA-Farben. Gesamtgehalt an Füllstoffen: 83 Gew.-%, 75 Vol.-%.

Farbe	Schraubspritze, 3 g	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	J-000 171	J-100 130
A3	J-000 170	J-100 131
A3,5	J-000 174	J-100 132
B1	J-000 175	-
B2	-	-
B3	J-000 172	-
C3	J-000 173	-
1 Pckg.	€ 19,80 € 17,80	€ 38,90 € 36,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,90 € 16,90	€ 36,90 € 34,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 17,95 € 15,90	€ 35,90 € 32,90



ab **18,50**

**BIS ZU
24%
SPAREN**



M+W select PERMAPLAST LH NANO

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Universal-composite mit einem ultrafeinen, röntgenopaken Keramikfüllstoff.

Farbe	Schraubspritze, 4 g	Farbe	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	J-100 115	A2	J-100 121
A3	J-100 116	A3	J-100 122
A3,5	J-100 117	A3,5	J-100 123
B2	J-100 118	B2	-
B3	J-100 119	B3	-
C3	J-100 120	C3	-
1 Pckg.	€ 24,50 € 20,50	1 Pckg.	€ 44,40 € 39,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 23,50 € 19,50	ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 42,40 € 37,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 22,50 € 18,50		



ab 12,50

BIS ZU
29%
SPAREN



M+W select PERMAPLAST LH FLOW

Fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, radiopak, Füllerteil 55 Gew.-%, 36 Vol.-%, in VITA-Farben erhältlich.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen
A1	J-100 105
A2	J-100 106
A3	J-100 107
B3	J-100 108
1 Pckg.	€ 17,50 € 14,50
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 16,50 € 13,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 15,50 € 12,50



ab 15,90

BIS ZU
20%
SPAREN



M+W select PERMAPLAST LH VISCOUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite mit nano-optimierten Füllern. Lichthärtend, hoch radiopak, Füllerteil: 77% Gewicht.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen	Cavifils, 20 x 0,3 g
A1	J-100 165	-
A2	J-100 166	J-100 185
A3	J-100 167	J-100 186
B3	J-100 168	-
hell rosa NEU	J-100 187	-
dunkel rosa NEU	J-100 188	-
1 Pckg.	€ 19,80 € 17,80	€ 58,70 € 55,70
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,90 € 16,90	€ 55,70 € 54,70
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 17,95 € 15,90	-



ab 16,95

BIS ZU
23%
SPAREN



M+W select PERMAPLAST BULK

Lichthärtendes Seitenzahn-Composite für die einfache und schnelle Verarbeitung in der Bulk-Fill-Technik.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen	Cavifils, 20 x 0,3 g
hell	J-100 114	J-100 113
medium NEU	J-100 128	J-100 129
1 Pckg.	€ 21,95 € 17,95	€ 71,90 € 67,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 20,50 € 17,50	€ 69,90 € 66,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,95 € 16,95	€ 67,90 € 64,90



BIS ZU
15%
SPAREN



37,50
ab 31,90

M+W select PERMAPLAST BUILD UP

Dualhärtendes, fließfähiges Stumpfaufbaumaterial im praktischen Automix-System, auch für die Zementierung von Wurzelstiften geeignet. Optimale Adaption an den natürlichen Zahn.

5 ml Automix Spritze A2, 5 Mischkanülen, 5 Intraoral-Tips
J-000 107 | 1 Pckg. | € 37,50
€ 31,90

Mischkanülen braun, 10 Stck.
J-000 110 | 1 Pckg. | € 7,95

Endo-Tips, 10 Stck..
J-000 109 | 1 Pckg. | € 5,45

Intraoral-Tips, 10 Stck.
J-000 111 | 1 Pckg. | € 5,45



M+W select ANMISCHBLÖCKE

Für Abformmassen, Zemente und Composites. Aus speziell einseitig beschichtetem, abriebfestem Papier, zweiseitig geblockt.

Universallblock, 60 Blatt, 9,5 x 7 cm J-000 237 1 Stck. € 4,50 € 3,50	ab 10 Stck. je Stck. € 4,25 € 3,25	Anmischblock, 35 Blatt, 24 x 15 cm J-000 239 1 Stck. € 6,95 € 5,95	ab 10 Stck. je Stck. € 6,30 € 5,30
Anmischblock, 25 Blatt, 18 x 12,5 cm J-000 238 1 Stck. € 4,60 € 3,60	ab 10 Stck. je Stck. € 4,15 € 3,15		



ab 3,15

BIS ZU
32%
SPAREN



M+W select ÄTZGEL

36%iges Phosphorsäure-Ätzgel. Thixotrop, für die Schmelz- und Dentinätzung, Farbe: blau.

2 ml Spritze, 3 Kanülen (biegbar)
J-000 178 | 1 Pckg. | **€7,40**
 €5,95
 ab 3 Pckgn. | je Pckg. | **€6,95**
 €5,50
 ab 5 Pckgn. | je Pckg. | **€6,50**
 €4,95

ab **4,95**

BIS ZU
33%
 SPAREN



ab **7,50**

BIS ZU
25%
 SPAREN

M+W select APPLIKATIONSKANÜLEN

Einweg-Applikationskanülen für punktgenaues Applizieren. Für Luer- bzw. Luer Lock-Spritzen.

gerade, transparent, Lumen Ø 0,4 mm, 50 Stck.
J-000 179 | 1 Pckg. | **€11,95**
 €10,50
 ab 3 Pckgn. | je Pckg. | **€11,50**
 €9,95
 ab 5 Pckgn. | je Pckg. | **€10,95**
 €9,50

gebogen, 45°, blau-transparent, 10 mm lang, Lumen Ø 0,7 mm, 25 Stck.
J-100 102 | 1 Pckg. | **€9,95**
 €8,40
 ab 3 Pckgn. | je Pckg. | **€9,40**
 €7,95
 ab 5 Pckgn. | je Pckg. | **€8,90**
 €7,50

gebogen, 45°, schwarz, 10 mm lang, Lumen Ø 0,5 mm, 100 Stck.
J-098 103 | 1 Pckg. | **€28,80**
 €25,80
 ab 3 Pckgn. | je Pckg. | **€27,80**
 €24,80
 ab 5 Pckgn. | je Pckg. | **€26,80**
 €23,80



55,90
 ab **45,90**

M+W select PERMABOND UNIVERSAL

Lichthärtendes Bondingmaterial für alle lichthärtenden Compositematerialien. Es wirkt selbstätzend, kann aber auch in der bewährten Total-Etch-Technik mit separatem Ätzvorgang angewendet werden. Hervorragende Haftwerte an Schmelz und Dentin, optimale Viskosität und Thixotropie für eine absolut homogene Adhäsiv-Schicht. Keine Kühlstrahlkühlung erforderlich.



5 ml
J-000 186 | 1 Fl. | **€55,90**
 €45,90



ab **25,90**

BIS ZU
21%
 SPAREN

M+W select PERMABOND

Lichthärtender Einkomponenten-Haftvermittler für die Total-Etch-Technik.



5 ml
J-000 185 | 1 Fl. | **€32,90**
 €28,90
 ab 3 Fl. | je Fl. | **€30,90**
 €25,90



BIS ZU
24%
 SPAREN

ab **25,50**

M+W select APPLI-ETCH

36%iges Phosphorsäure-Ätzgel für die Schmelz- und Dentinätzung mit optimalem thixotropen Fließverhalten. Farbe: grün. Applikationsspritzen in der praktischen Vorratsbox.

9 x 1,4 ml Applikationsspritzen, 25 Applikationskanülen
J-100 101 | 1 Pckg. | **€33,50**
 €29,50
 ab 2 Pckgn. | je Pckg. | **€31,50**
 €25,50



ab **43,90**

BIS ZU
21%
 SPAREN

M+W select PERMABOND SE

Selbstätzender, lichthärtender Ein-Komponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin.



5 ml
J-000 181 | 1 Fl. | **€55,90**
 €47,90
 ab 3 Fl. | je Fl. | **€51,90**
 €43,90



BIS ZU
16%
SPAREN

ab **42,90**

M+W select X-RAY ONE

Einteilige Röntgenchemie für alle Rollenentwicklungsmaschinen (z. B. DÜRR-Automaten AC 245, XR 24, XR 24 Pro, XR 24 Nova, XR 25, Philips Rollomaten 810, 820). Kein Ansatzfehler mehr durch die Verarbeitung von nur je 1 Flasche Entwickler und Fixierer. Hohe Stabilität und Oxydationsschutz. Nicht geeignet für Perimat.

Konzentrat für 2 Ansätze (für je 2 x 5 l Entwickler und Fixierer)

J-000 415 | 1 Pckg. | ~~€ 50,90~~

€ 46,90

ab 3 Pckg. | je Pckg. | ~~€ 48,90~~

€ 42,90



15%
SPAREN

23,45
19,90

M+W select LICHTSCHUTZHÜLLEN

Wirksamer Schutz der Speicherfolien gegen Lichteinfall und Kontamination. Durch die selbstklebenden Laschen sind die Speicherfolien sicher geschützt.

250 Stck.:

Gr. 0, für Speicherfolien 22 x 35 mm

J-100 415 | 1 Pckg. | ~~€ 23,45~~

€ 19,90

Gr. 2, für Speicherfolien 31 x 41 mm

J-100 416 | 1 Pckg. | ~~€ 23,45~~

€ 19,90

Gr. 3, für Speicherfolien 27 x 54 mm

J-100 417 | 1 Pckg. | ~~€ 23,45~~

€ 19,90



45,70
37,50

18%
SPAREN



M+W select HYGIENESCHUTZHÜLLEN OPG

Hüllen aus dünner PE-Folie für hygienischen Schutz der OPG-Aufbissstücke und Anlage-segmente. Passend für alle OPG-Geräte.

500 Stck.:

für Aufbissstücke 4,5 x 2 cm

J-100 410 | 1 Pckg. | ~~€ 45,70~~

€ 37,50

für Anlage-segmente 8,5 x 4 cm

J-100 411 | 1 Pckg. | ~~€ 45,70~~

€ 37,50



ab **35,90**

BIS ZU
19%
SPAREN



M+W select RÖNTGEN-CHEMIKALIEN

Röntgen-Chemikalien-Set mit hoher Stabilität, langer Haltbarkeit, hohem Oxydationsschutz. Eignet sich für alle Rollenentwicklungsmaschinen (z. B. DÜRR-Automaten AC 245/XR 24, Gendex, Siemens). Nicht geeignet für Perimat und Velopex-Intra.

Spar-Set:

Konzentrat für 2 Ansätze (für je

2 x 5 l Entwickler und Fixierer)

J-000 411 | 1 Pckg. | ~~€ 49,50~~

€ 45,50

ab 3 Pckg. | je Pckg. | ~~€ 47,50~~

€ 41,50

Nachfüllpackung:

Entwickler für 4 x 5 l

J-000 412 | 1 Pckg. | ~~€ 58,75~~

€ 49,90

Fixierer für 4 x 5 l

J-000 413 | 1 Pckg. | ~~€ 44,40~~

€ 35,90



M+W select REINIGUNGSFILME

Beschichtete und vorbelichtete Reinigungsfilme für Rollenentwicklungsmaschinen.

100 Stck., 18 x 24 cm

J-000 406 | 1 Pckg. | ~~€ 54,40~~

€ 49,90

54,40
49,90





BIS ZU
45%
SPAREN

ab **4,50**

M+W select ALGICIT DIMENSION

Bewährtes staubfreies Alginat, bis zu 100 Stunden dimensionsstabil, mit Pfefferminzgeschmack. Ab Herstellungsdatum 5 Jahre haltbar. In 3 Varianten lieferbar:

Algicit Dimension

Abbindeart: normalabbindend
Anmischzeit: ca. 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek.
Farbe: blau

Algicit Dimension quick

Abbindeart: schnellabbindend
Anmischzeit: ca. 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 30 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
Abbindezeit gesamt: 2 Min.
Farbe: blau

Algicit Dimension color

Abbindeart: normalabbindend
Anmischzeit: ca. 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek.
Farbe: lila über rosa zu weiß

SUPER-GÜNSTIGER PREIS!

Bulkpackung, 20 Beutel à 500 g	J-400 270	1 Pckg.	€ 148,00
			€ 89,00
ab 2 Pckgn. je Pckg.			€ 138,00
			€ 84,00
Beutel, 500 g	J-400 271	1 Pckg.	€ 8,25
			€ 4,50

SUPER-GÜNSTIGER PREIS!

Bulkpackung, 20 Beutel à 500 g	J-400 274	1 Pckg.	€ 148,00
			€ 89,00
ab 2 Pckgn. je Pckg.			€ 138,00
			€ 84,00
Beutel, 500 g	J-400 275	1 Pckg.	€ 8,25
			€ 4,50

Bulkpackung, 20 Beutel à 500 g	J-400 276	1 Pckg.	€ 148,00
			€ 129,00
ab 2 Pckgn. je Pckg.			€ 138,00
			€ 115,00
Beutel, 500 g	J-400 277	1 Pckg.	€ 8,25
			€ 6,50

Algicit Adhäsiv
Haftvermittler für Alginat.
15 ml

J-200 281	1 Fl.	€ 7,40
		€ 6,30



ab **5,50**

M+W select ALGICIT DIMENSION ORTHO

Alginat speziell auf die Bedürfnisse der KFO-Behandlung abgestimmt. Höchste Elastizität und Reißfestigkeit für Abformungen über Multiband. Sehr gute Mundentnahme auch bei schwieriger Zahnstellung. Staubfreies und blasenfreies Anmischen, bis zu 100 Stunden dimensionsstabil. Angenehmer Minzgeschmack.
Abbindeart: schnellhärtend
Anmischzeit: 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
Mit Farbumschlagindikator von lila über rosa zu grün

Bulkpackung, 20 Beutel à 500 g	J-400 280	1 Pckg.	€ 109,50
			€ 102,50
Beutel, 500 g	J-400 281	1 Pckg.	€ 6,10
			€ 5,50



M+W select RETRAKTIONSFÄDEN

Ungetränkter, gestrickter Retraktionsfaden aus 100% Baumwolle. Spaltet sich beim Einbringen in den Sulcus nicht auf und frant nicht aus. Durch die besondere Strickung, winzige Schlaufen die eine ineinandergreifende Kette ergeben, gewährleisten die Retraktionsfäden eine hervorragende Gewebeverdrängung und eine große Aufnahme an Hemostatika. Fadenlänge: 275 cm, in einer Plastikdose mit integriertem Cutter im Deckel.

NEU

15%
SPAREN

9,95
8,45

Größe	275 cm
000	J-300 270
00	J-300 271
0	J-300 272
1	J-300 273
2	J-300 274
1 Pckg.	€ 9,95
	€ 8,45



› Einführungsangebot! ‹



19%
SPAREN

15,50
12,50

M+W select FADENLEGER EASY CLEAN

Fadenleger gezahnt im neuen Griff-Design aus rostfreiem Edelstahl. Dank der glatten Oberfläche lässt sich das Instrument einfach reinigen, der hohle 3-Finger-Form-Griff mit 8 mm Durchmesser sorgt dennoch für einen sicheren Halt.



J-100 299	1 Stck.	€ 15,50
		€ 12,50

M+W select SIOPLAST A/AS

Elastomerer Präzisionsabformmaterial auf Polyvinylsiloxanbasis, additionsvernetzend (A-Silikon), in sehr hoher Qualität zum günstigen Preis!

Sioplast A/A 380 putty - knetbares Vorabformmaterial, Orangengeschmack, lieferbar in Dosen und in der Vollkartusche für 5:1 Mischgeräte.

Sioplast AS light - dünnfließend für die Korrekturabformung, Doppelmisch-/Sandwichttechnik, Minzgeschmack, im Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast AS medium - mittelfließend für Korrektur- und Fixationsabformung, Minzgeschmack, im Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast AS/A 380 mono - mittelfließend für die Einphasenabformung, Minzgeschmack, lieferbar in der Vollkartusche für 5:1 Mischgeräte und im Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast A
(je 450 ml Basis- und Härterpaste, 2 Messlöffel):

putty
J-153 220 | 1 Pckg. | € 60,95
€ 54,95

putty soft
J-153 221 | 1 Pckg. | € 60,95
€ 54,95

ab 3 Pckgn.
einer Variante | je Pckg. | € 58,95
€ 48,95



Sioplast A 380
(2 x 380 ml Kartusche, 1 Fixierring):
putty
J-237 240 | 1 Pckg. | € 115,00
€ 106,00
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 111,00
€ 96,00

Sioplast A 380
mono
J-153 281 | 1 Pckg. | € 135,00
€ 95,00
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 130,00
€ 89,90
heavy
J-153 224 | 1 Pckg. | € 119,00
€ 76,90
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 115,00
€ 70,90

Dynamische Mixing-Tips, 40 Stck.
J-237 241 | 1 Pckg. | € 33,90

Fixierring für Mixing-Tips, 2 Stck.
J-237 242 | 1 Pckg. | € 8,45

Sioplast Silikonäthasiv
Haftvermittler
für A- und C-Silikone, 10 ml
J-200 280 | 1 Pckg. | € 8,15
€ 6,90

Sioplast AS light
(2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen):
regular (normalhärtend),
12 Mischkanülen gelb
J-153 225 | 1 Pckg. | € 30,50
€ 26,50

Sioplast AS fast
(schnellhärtend),
12 Mischkanülen gelb
J-153 226 | 1 Pckg. | € 30,50
€ 26,50

Sioplast AS medium
12 Mischkanülen grün
J-153 227 | 1 Pckg. | € 30,50
€ 26,50
ab 3 Pckgn.
einer Variante | je Pckg. | € 28,80
€ 23,80

Sioplast AS
mono,
6 Mischkanülen grün
J-153 280 | 1 Pckg. | € 37,40
€ 33,40
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 35,40
€ 29,40

Mischpistole 1:1/1:2
J-237 222 | 1 Pckg. | € 44,85
€ 37,95



BIS ZU
40%
SPAREN

M+W select SIOPLAST C

Sehr preiswertes, kondensationsvernetzendes Präzisionsabformmaterial für die Korrekturabformtechnik in Premium-Qualität, sehr zeichnungsscharf. Darüber hinaus kann das Putty- (Shore A-70) und Putty Soft-Material (Shore A-60) für die funktionelle Randgestaltung und für Situationsabformungen eingesetzt werden. Das mittelfließende und dünnfließende Korrekturmaterial kann zusätzlich für die Funktionsabformung und Unterfütterungsabformung verwendet werden. Das extra-dünne Korrekturmaterial eignet sich auch für die Unterfütterungsabformung.

Dose, 900 ml:
putty Waldbeere
J-153 207 | 1 Dose | € 27,75
€ 23,75

putty soft Waldbeere
J-153 208 | 1 Dose | € 27,75
€ 23,75

ab 4 Dosen
einer Variante | je Dose | € 25,75
€ 21,75

Eimer, 10 kg:
putty soft Waldbeere
J-153 209 | 1 Eimer | € 102,50
€ 87,90

Sioplast C Flüssighärter, 50 ml
J-153 213 | 1 Fl. | € 12,95
€ 11,50

Sioplast C Pastenhärter DBTL-frei,
60 ml
J-153 223 | 1 Tube | € 12,95
€ 11,50

ab 3 Tuben | je Tube | € 12,30
€ 10,95

Tube, 150 ml:
dünn Mint
J-153 211 | 1 Tube | € 13,80
€ 8,80
ab 4 Tuben | je Tube | € 12,80
€ 7,80

mittel Mint
J-153 210 | 1 Tube | € 13,80
€ 11,80

extra-dünn Mint
J-153 212 | 1 Tube | € 13,80
€ 11,80

ab 4 Tuben
einer Variante | je Tube | € 12,80
€ 10,80

BIS ZU
43%
SPAREN

ab **7,80**



M+W select SIOPLAST BS

Sioplast BS
Schnellabbindendes
Bissregistrierungs-
material mit hoher Endhärte.

2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün
J-153 229 | 1 Pckg. | € 36,90
€ 31,90
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 34,90
€ 29,90

Sioplast BS x-hart
Schnellabbindendes
Bissregistrierungs-
material mit extrem hoher Endhärte.

2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün
J-153 230 | 1 Pckg. | € 39,50
€ 34,50
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 37,50
€ 32,50

Sioplast BS Scan
Schnellabbindendes
Bissregistrierungs-
material / scanbar.

2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün
J-153 235 | 1 Pckg. | € 37,65
€ 32,50

M+W Mischkanülen, 50 Stck.:
1:1/2:1, grün
J-000 288 | 1 Pckg. | € 25,50
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 23,50



BIS ZU
19%
SPAREN

ab **29,90**



BEIM KAUF VON 3 INSTRUMENTEN NACH WAHL (PRIME LINE, ECO LINE) ERHALTEN SIE 15% RABATT!

M+W select ECO LINE HAND-UND WINKELSTÜCKE

Glasstichtleiter (40.000 Lux) mit glatter, chrombeschichteter Außenhülle. Thermodesinfizierbar und autoklavierbar. Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen).

ECO LINE Winkelstück:

LE15L rot, Übersetzung 1:5, FG-Schaft, 200.000 U/min, 3-fach Spray, mit Licht
J-200 050 | 1 Stck. | € 595,00

LE11L blau, Übertragung 1:1, WST-Schaft, 40.000 U/min., einzelne Sprühöffnung, mit Licht
J-200 051 | 1 Stck. | € 395,00

LE21L grün, Übersetzung 2:1, WST-Schaft, 20.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, mit Licht
J-200 052 | 1 Stck. | € 395,00

ECO LINE Handstück:

LE01 blau, Übertragung 1:1, HP Fräser, 40.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, ohne Licht
J-200 053 | 1 Stck. | € 250,00



250,- ab
212,50*
 * Sonderpreis ab 3 Instrumenten

M+W select PRIME LINE TURBINE

Titanbeschichtete Außenhülle
 350.000 U/min
 Lautstärke: max. 55 dB
 Licht: 40.000 Lux
 Leistung: 25 Watt
 4-fach Spray, Keramikugellager und Hartmetallspritzzange

Gewicht: 69 g
 Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm
 Thermodesinfizierbar und autoklavierbar
 Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen)

HP21KL für Multiflex Kupplung
J-200 040 | 1 Stck. | € 695,00

HP21SL für Sirona Kupplung
J-200 042 | 1 Stck. | € 695,00

HP21WL für W&H Kupplung
J-200 043 | 1 Stck. | € 695,00

HP21NL für NSK Kupplung
J-200 041 | 1 Stck. | € 695,00

Aktionspaket
 HP21NL für NSK Kupplung
 + LED Schnellkupplung mit NSK Anschluss
J-200 086 | 1 Stck. | € 715,00



695,- ab
590,75*
 * Sonderpreis ab 3 Instrumenten

M+W select ECO LINE TURBINE

Chrombeschichtete Oberfläche
 320.000 U/min
 Lautstärke: max. 62 dB
 Ausleuchtung über einen Glasfaserlichtstab
 Leistung: 24 Watt
 4-fach Spray, Keramikugellager

Gewicht: 63 g
 Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm
 Garantie 18 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen)

HE21KL für Multiflex Kupplung
J-200 045 | 1 Stck. | € 395,00

HE21SL für Sirona Kupplung
J-200 047 | 1 Stck. | € 395,00

HE21WL für W&H Kupplung
J-200 048 | 1 Stck. | € 395,00

HE21NL für NSK Kupplung
J-200 046 | 1 Stck. | € 395,00

Aktionspaket
 HE21NL für NSK Kupplung
 + LED Schnellkupplung mit NSK Anschluss
J-200 085 | 1 Stck. | € 425,00



395,- ab
335,75*
 * Sonderpreis ab 3 Instrumenten

M+W select CLASSIC LINE WINKELSTÜCKKOPF

Winkelstückköpfe aus deutscher Fertigung passend für KaVo Masterserie und Intraserie. Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen).

LCH11 blauer Punkt, Übertragung 1:1
J-200 055 | 1 Stck. | € 185,00

LCH21 grüner Punkt, Übersetzung 2:1
J-200 056 | 1 Stck. | € 185,00



185,-

M+W select LED SCHNELLKUPPLUNG

Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen).

KaVo QC6016K 4-Loch
J-200 060 | 1 Stck. | € 169,00

KaVo QC6016KW 4-Loch, mit Wasserregulierung
J-200 061 | 1 Stck. | € 189,00

Sirona QC6016SW 6-Loch, mit Wasserregulierung
J-200 062 | 1 Stck. | € 189,00

NSK QC6016NT 6-Loch, ohne Wasserregulierung
J-200 063 | 1 Stck. | € 126,00



ab 126,-

M+W REPAIR & CARE

Unser schneller und zuverlässiger
Reparaturservice für Sie.

Wir sorgen mit unserem hochqualifizierten Reparaturservice M+W Repair & Care dafür, dass Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden und sparen Ihnen dadurch wertvolle Zeit und Kosten.

Wir reparieren für Sie:

- Hand- und Winkelstücke
- Turbinen
- Mikromotoren
- Kupplungen
- Schläuche
- ... und vieles mehr

Von folgenden Herstellern:



... und weiteren führenden Herstellern.

Ihre Instrumenten- Schläuche sind defekt?

Wir kümmern uns darum –
Schlauchreparaturen
bereits ab € 66,-!



10%
auf alle Reparaturen –
auch Schlauchreparaturen
(inkl. Grundaufwand sowie Ersatzteile*)

Code: 10

Gültig bis 26.04.2021

* Die Reparatur kann wahlweise mit Originalersatzteilen oder Reproduktionsteilen (Generika) erfolgen.

UNSER TIPP:

Auf Instrumente der Seite 56 bieten wir bei Reparatur über unseren Service Repair & Care **eine kostenlose Arbeitszeit-Garantieerweiterung um 12 Monate.**

Beauftragen Sie noch heute die Abholung Ihrer zu reparierenden Geräte – immer mit einem **kostenlosen Kostenvoranschlag & einer kostenlosen Abholung.** Wir kümmern uns um Ihre Reparaturen!

Hotline: **0 60 42 / 88 00 88**
E-Mail: **repair@mwdental.de**



Schonen Sie die Umwelt und lassen Sie von uns Ihre Instrumente reparieren, anstatt sie zu entsorgen!

Die perfekte Pflege für die perfekten Instrumente

48,80
38,80

20%
SPAREN



M+W select INSTRUMENTENSTÄNDER

Aus rostfreiem Stahl, für
3 Turbinenwinkelstücke und
12 Hand- oder Winkelstücke.

Instrumentenständer
J-000 670 | 1 Stck. | **€ 48,80**
€ 38,80

Bitte beachten Sie: die Zellstoffauflage
ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Einsatz für Turbinenwinkelstücke
J-000 690 | 1 Stck. | **€ 5,25**
€ 4,25



M+W Dental
MADE IN GERMANY



BIS ZU
24%
SPAREN

ab **12,95**

M+W select UNIVERSALSPRAY

Pflegespray für
Turbinen-, Hand-
und Winkelstücke.

500 ml
J-037 712 | 1 Dose | **€ 16,95**
€ 14,95
ab 6 Dosen | je Dose | **€ 15,95**
€ 12,95



M+W Dental
MADE IN GERMANY



BIS ZU
26%
SPAREN

ab **14,40**

M+W select T-ÖLSPRAY

Zur Pflege von
Sirona Hand- und
Winkelstücken
sowie Turbinen.

250 ml
J-100 703 | 1 Dose | **€ 19,40**
€ 16,40
ab 6 Dosen | je Dose | **€ 18,40**
€ 14,40



M+W Dental
MADE IN GERMANY

M+W select PULVERSTRAHLGERÄT

Starter Paket 1:

1 M+W Pulverstrahlgerät KaVo Anschluss,
1 M+W LED Schnellkupplung QC6016KW
J-200 080 | 1 Paket | **€ 599,00***

Starter Paket 2:

1 M+W Pulverstrahlgerät Sirona Anschluss
1 M+W LED Schnellkupplung QC6016SW
J-200 084 | 1 Paket | **€ 599,00***

Prophylaxe Paket 1:

1 M+W Pulverstrahlgerät KaVo Anschluss,
je 5 x 300 g M+W Prophy Top
Prophylaxepulver Zitrone, Minze
J-200 081 | 1 Paket | **€ 579,00***

Prophylaxe Paket 2:

1 M+W Pulverstrahlgerät Sirona Anschluss,
je 5 x 300 g M+W Prophy Top
Prophylaxepulver Zitrone, Minze
J-200 082 | 1 Paket | **€ 579,00***

* Die Paketangebote sind nicht rabattfähig.

Pulverstrahlgerät:

Kavo Anschluss
J-200 074 | 1 Stck. | **€ 569,00**
Sirona Anschluss
J-200 075 | 1 Stck. | **€ 569,00**

- Ergonomische, kompakte Form
- 360° RotoGrip®-System
- 24 Monate Garantie
- KaVo und Sirona Anschluss



NEU

159,-
SPAREN

MIT UNSEREN
AKTIONSPAKETEN



Starter Paket 1
inkl. 1 M+W LED
Schnellkupplung QC6016KW
(KaVo Anschluss)

Starter Paket 2
inkl. 1 M+W LED
Schnellkupplung QC6016SW
(Sirona Anschluss)



Prophylaxe Paket
inkl. je 5 x 300 g M+W Prophy Top Prophylaxepulver Zitrone, Minze



ab **569,-**

Einführungsangebot!

M+W select PROPHY TOP

Weiterentwicklung des bewährten M+W Prophylaxepulvers für eine noch bessere und effektivere Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Nur für die supragingivale Anwendung, auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße 43 µm.

Zitrone, 300 g
J-100 887 | 1 Fl. | **€ 18,90**
€ 15,90

Minze, 300 g
J-100 888 | 1 Fl. | **€ 18,90**
€ 15,90

ab 4 Fl.
je Geschmack | je Fl. | **€ 16,90**
€ 14,90



BIS ZU
21%
SPAREN

ab **14,90**



M+W select SUPERLITE POWER PEN

Akkubetriebene LED-Polymerisationslampe mit 1-Knopf-Bedienung. Auch während des Ladevorgangs kann dank des Ladekabels polymerisiert werden.

Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
Lichtintensität: bis zu 1.100 mW/cm²
Wellenlängenbereich: 410 nm bis 490 nm
Gewicht Handstück: 100 g
Länge Handstück ohne Lichtleiter: 148 mm
Durchmesser Handstück: max. 25 mm
Akku Li-Ionen Batterie 800 mAh (2.000 Sekunden Belichtungszeit)
Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

Superlite Power Pen

(1 Handstück mit eingebautem Akku, 1 Ladekabel, 1 Lichtleiter 8 mm, 1 Blendschutzschild, 1 Handteilverhalter (Kunststoff)); silber

J-200 025 | 1 Pckg. | € 229,00
€ 183,00

weiß
J-200 026 | 1 Pckg. | € 229,00
€ 183,00

schwarz
J-200 027 | 1 Pckg. | € 229,00
€ 183,00

20%
SPAREN

~~229,-~~
183,-

Lichtleiter 8 mm
J-100 048 | 1 Stck. | € 57,50
€ 48,90

Lichtleiter spezial
J-100 043 | 1 Stck. | € 61,90
€ 52,60

Lichtschutzkappe grau,
autoklavierbar bis 134 °C
J-100 094 | 1 Stck. | € 2,25
€ 1,90



M+W select SUPERLITE COLOR PEN

Hochleistungs-LED Polymerisationslampe.

Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
Lichtintensität: bis 1.100 mW/cm²
Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm
Belichtungszeit: von 2.000 Sekunden (mit vollgeladenem Akku)
Gewicht Handstück: 100 g
Akku: Li-Ion Batterie (800 mAh)
Garantie: Lampe 24 Monate / Akku 6 Monate / Lichtleiter keine Garantie

20%
SPAREN

~~179,-~~
143,-

Farbe	Superlite Color Pen*
weiß	J-200 000
orange	J-200 001
lichtgrün	J-200 002
blau	J-200 003
lila	J-200 004
rosa	J-200 005
grau	J-200 006
je Stck.	€ 179,00 € 143,00

Lichtleiter spezial
J-100 043 | 1 Stck. | € 61,90
€ 52,60

* Lieferumfang:
1 Handstück mit eingebautem Akku, 1 Lichtleiter 8 mm, 1 Blendschutzschild, 1 Ladekabel, 1 Wandhalter aus Kunststoff



M+W select SUPERLITE 1300

Akkubetriebene LED-Polymerisationslampe. Der optional erhältliche Bleaching Lightguide ermöglicht ein Belichten von 13 bis 23 in einem einzigen Schritt.

Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
Lichtintensität: max. 1'300 mW
Wellenlängenbereich: 430 – 490 nm
Gewicht: Ladegerät 560 g, Handstück 245 g (inkl. Akku und Lichtleiter)
Länge Handstück: 196 mm (inkl. Lichtleiter)
Maße Ladestation (L x B x H): 180 x 130 x 66 mm
Akku: Li-Ion 2200 mAh, 3,7 V (4.000 Belichtungszyklen)
Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

Superlite 1300

J-100 045 | 1 Stck. | € 339,00
€ 271,00

Bleaching Lightguide
J-100 046 | 1 Stck. | € 57,50
€ 19,00

Kaufen Sie dazu
Bleaching Lightguide
jetzt nur für € 19,-

20%
SPAREN

~~339,-~~
271,-



M+W select SCHUBLADENTRAYS

Schubladeneinsätze passend für Standard Schubladen in der Praxiseinrichtung. Gefertigt aus hochwertigem, schlagfesten Kunststoff. Farbe cremeweiß.

Einsatz flach:
mit 4 Einteilungen
J-559 060 | 1 Stck. | € 29,45
€ 24,90

für 34 Instrumente
J-559 063 | 1 Stck. | € 29,45
€ 24,90

Einsatz tief:
mit 4 Einteilungen
J-559 061 | 1 Stck. | € 29,45
€ 24,90

mit 6 Einteilungen
J-559 062 | 1 Stck. | € 29,45
€ 24,90

15%
SPAREN

~~29,45~~
24,90





**BIS ZU
43%
SPAREN**

ab **17,50**

M&W select EINMALSPICHELZIEHER COLOR

Flexibler Einmalspeichelzieher mit abnehmbarer Kappe. Durch die kleine Kappe mit stark abgerundeten Kanten kann dieser Speichelzieher auch bei gereizter Schleimhaut verwendet werden. Der integrierte Draht macht den Speichelzieher sehr flexibel und passt sich jeder gewünschten Form an. 1a-Qualität, enthält keine giftigen Weichmacher. Länge 12,5 cm.

Farbe	1.000 Stck.
blau	J-059 502
grün	J-059 503
rot	J-059 504
gelb	J-059 505
orange	J-059 509
1 Karton	€ 30,50 € 23,50
ab 2 Kartons sortiert, je Karton	€ 28,00 € 21,50
ab 4 Kartons sortiert, je Karton	€ 25,50 € 19,50
ab 6 Kartons sortiert, je Karton	€ 23,00 € 17,50



ab **1,70**

**BIS ZU
48%
SPAREN**

M&W select EINMALSPICHELZIEHER

Flexibler Einmalspeichelzieher mit abnehmbarer Kappe. Durch die kleine Kappe mit stark abgerundeten Kanten kann dieser Speichelzieher auch bei gereizter Schleimhaut verwendet werden. Der integrierte Draht macht den Speichelzieher sehr flexibel und passt sich jeder gewünschten Form an. 1a-Qualität, enthält keine giftigen Weichmacher. Länge 12,5 cm.

100 Stck.:		
weiß	J-059 500	1 Pckg. € 3,30 € 2,60
glasklar	J-059 501	1 Pckg. € 3,30 € 2,60
ab 10 Pckgn. sortiert		je Pckg. € 3,05 € 2,35
ab 20 Pckgn. sortiert		je Pckg. € 2,80 € 2,10
ab 40 Pckgn. sortiert		je Pckg. € 2,55 € 1,90
ab 60 Pckgn. sortiert		je Pckg. € 2,30 € 1,70



M&W select ORTHO BOX

Stoßsichere Plastikbox mit Luftlöchern für KFO-Apparaturen, prothetische Arbeiten u.a. Maße (B x L x H): 80 x 80 x 43 mm. Zusätzlich sind Bänder mit abnehmbarer Schnalle und Sicherheitsverschluss für die Boxen erhältlich.

Farbe	Ortho Box
weiß	J-198 015
pink	J-198 016
blau	J-198 017
rot	J-198 018
neongelb-grün	J-198 096
grün	J-198 097
1 Stck.	€ 1,60 € 1,20
ab 10 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 1,50 € 1,00
ab 20 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 1,40 € 0,90



Farbe	Band für Ortho Box
rot	J-759 030
apfelgrün	J-759 031
royalblau	J-759 032
schwarz	J-759 033
weiß	J-759 034
1 Stck.	€ 1,00 € 0,85
ab 10 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 0,85 € 0,79
ab 20 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 0,79 € 0,69

**BIS ZU
44%
SPAREN**

ab **0,90**



**BIS ZU
20%
SPAREN**

ab 13,95

M+W select PLASTIJECT

Patientenumhang aus Polyethylen-
folie, auf Rolle, 53 x 75,3 cm.

Farbe	200 Stck.
weiß	J-048 505
blau	J-048 507
grün	J-048 509
1 Pckg.	€ 17,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 15,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 16,70
	€ 14,70
	€ 15,95
	€ 13,95



**BIS ZU
18%
SPAREN**

ab 12,50

M+W select PLASTIJECT PLUS

Patientenumhang aus dünner PE-Folie mit
saugstarker Zellstoffauflage, perforiert, auf
Rolle, mit Bändern zum Binden, 53 x 61 cm.

Farbe	80 Stck.
weiß	J-075 555
grün	J-075 560
blau	J-075 556
gelb	J-075 561
orange	J-075 562
lila	J-075 563
rosa	J-075 564
1 Pckg.	€ 15,20
	€ 13,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 14,50
	€ 12,50



M+W select PROFESSIONAL TOWELS

Patientenservietten bestehend aus einer
Schicht Polyethylenfolie und spezieller
Zellulose. Für eine hygienische und
einfachere Aufbewahrung zu je 50 Stck.
in einer Folie verpackt, 45 x 33 cm.

Farbe	10 x 50 Stck.
weiß	J-085 500
dunkelblau	J-085 502
orange	J-085 503
grün	J-085 504
lila	J-085 505
rosa	J-085 506
gelb	J-085 507
1 Karton	€ 22,90
	€ 19,90
ab 3 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 21,90
	€ 17,90



**BIS ZU
22%
SPAREN**

ab 17,90

M+W select NORMTRAY-EINLAGEN

Filterpapier für Trays, 18 x 28 cm.



ab 3,75

**BIS ZU
25%
SPAREN**

Farbe	250 Stck.
weiß	J-098 530
grün	J-098 507
blau	J-098 508
gelb	J-098 512
orange	J-098 552
lila	J-198 533
rosa	J-198 534
fresh green	J-300 585
capri blau	J-300 586
fuchsia	J-300 587
1 Pckg.	€ 4,99
	€ 4,50
ab 10 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 4,75
	€ 4,25
ab 20 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 4,50
	€ 3,99
ab 30 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 4,25
	€ 3,75

M+W select SCHWEBETISCHAUFLAGEN

Hochabsorbierende Zellstoffauflage für
Instrumententische, 28 x 36 cm.



ab 9,20

**BIS ZU
21%
SPAREN**

Farbe	250 Stck.
weiß	J-500 535
gelb	J-500 540
orange	J-500 537
rosa	J-500 536
lila	J-500 538
med. blau	J-500 542
hellblau	J-500 543
grün	J-500 539
fresh green	J-500 541
fuchsia	J-500 544
je Pckg.	€ 11,70
	€ 9,70
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 11,20
	€ 9,20



**17%
SPAREN**

11,50
9,50

M+W select EINWEGSERVIETTENHALTER

Selbstklebender Einwegserviettenhalter aus weichem Kreppmaterial, das sich in beliebige Länge ziehen lässt, dadurch passend für Erwachsene und Kinder. Lästiges Aufbereiten der Serviettenhalter entfällt. Somit entsprechen Einwegserviettenhalter den aktuellen Hygieneempfehlungen.



250 Stck.
J-200 516 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 9,50



**BIS ZU
14%
SPAREN**

ab 16,90

M+W select NASSKREPPSERVIETTEN

Im Spenderkarton, 34 x 38 cm. Mit hoher Grammatur, dadurch hochsaugfähig und nassfest.

weiß, 1.000 Stck.
J-098 513 | 1 Pckg. | € 19,70
€ 16,90
weiß, 4 x 1.000 Stck.
J-098 521 | 1 Karton | € 69,80
€ 67,80
ab 2 Kartons | je Karton | € 68,80
€ 66,80



**BIS ZU
15%
SPAREN**

ab 5,90

M+W select GUMCARE

Kosmetische M+W Mundspüllösung für die professionelle Pflege und Reinigung des Mund- und Rachenbereichs. Erzeugt einen frischen Atem und trägt aufgrund der antibakteriellen Wirkung dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und zu erhalten. Optimal geeignet für die Spülung vor Beginn der Behandlung.

Wirkstoff:
0,1% Benzalkoniumchlorid, alkohol- und fluoridfrei, daher auch für Kinder und Jugendliche geeignet.

Flasche, 300 ml
J-100 875 | 1 Fl. | € 6,95
€ 5,90

PET-Flasche, 5 l (ohne Pumpe)
J-100 876 | 1 Fl. | € 28,80
€ 24,90

Dosierpumpe für 5 l PET-Flasche
J-100 884 | 1 Stck. | € 6,10



**15%
SPAREN**

23,45
19,90

M+W select UNIVERSAL PAPIERSPENDER

Abschließbarer Falthandtuchspender aus weißem Kunststoff mit Sichtfenster. Fasst bis zu 600 Papierhandtücher. Kann für alle Handtücher mit C- und Zickzack-Faltungen sowie mit Interfold-Faltungen (Adapter hierfür optional erhältlich) verwendet werden. Maße (H x B x T): 36,5 x 27,6 x 13,0 cm.

Universal Papierspender
J-100 502 | 1 Stck. | € 23,45
€ 19,90
Adapter für Interfold Handtücher
J-100 503 | 1 Stck. | € 2,05



M+W select ETIKETTIERER

Etikettiersystem für die Dokumentation auf Sterilgutverpackungen und anschließender Dokumentation in der Patientenakte durch Sandwichetikett. Auf dem Label werden folgende Daten aufgedruckt: Personalname oder Personalnummer (5-stellig), Charge bzw. Zyklusnummer (7-stellig), Sterilisationsdatum, Ablaufdatum der Sterilität. Bitte Etiketten mitbestellen, im Lieferumfang sind keine Etiketten enthalten.

Etikettierer
J-200 710 | 1 Stck. | € 159,00
€ 134,90

Sandwichetiketten,
4 Rollen à 500 Stck.
J-200 711 | 1 Pckg. | € 27,95
€ 23,75

Farbwalze
J-200 712 | 1 Pckg. | € 15,20



**BIS ZU
15%
SPAREN**

159,-
134,90





UMSTELLUNGS- ANGEBOT

Jetzt sparen und die
Umwelt dabei schonen.

ab **79,-**



M+W select HELIXCONTROL PRO

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven nach EN 867-5 zur Überprüfung der vollständigen Luftentfernung aus Hohlkörperinstrumenten. Der Prückörper ist aus Metall gefertigt und hält somit den starken Temperaturen im Autoklaven dauerhaft stand. Lediglich die Teststreifen müssen ausgetauscht werden.

Aktionspaket:
Set (1,5 m Schlauch mit Metallklammer, Teflonträger für Indikatorstreifen, 50 Indikatorstreifen)
+ 10 Pckgn. Bowie&Dick Test
J-100 787 | 1 Pckg. | € 79,00

Set:
1,5 m Schlauch mit Metallklammer, Teflonträger für Indikatorstreifen, 50 Indikatorstreifen
J-100 777 | 1 Pckg. | € 90,90

Refill:
250 Indikatorstreifen
J-100 778 | 1 Pckg. | € 99,00



M+W select BOWIE&DICK TEST

Einmal-Test für die Überprüfung der Dampf-
durchdringung während des Sterilisations-
prozess in einem B-Klasse Autoklaven gem.
EN ISO 11140-4. Für die normenkonforme
Dokumentation ist der Test mit Beschriftungs-
feldern vorgesehen.

J-200 700 | 1 Pckg. | € 5,20
€ 4,60
ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 4,60
€ 3,99
ab 20 Pckgn. | je Pckg. | € 3,99
€ 3,40



ab **3,40**



29,90
23,90

M+W select INKTEST EASY

Siegelnahtfestigkeitstest zur Routineüberprüfung
gemäß ISO 11607-1 Anhang B sowie ASTM F1929.
Durch die neue Darreichungsform im flachen
Beutel jetzt noch einfachere Handhabung und
gleichmäßigerer Austritt der Flüssigkeit. Un-
regelmäßigkeiten in den Schweißnähten werden
unmittelbar nach Entleeren des Beutels sichtbar.
Für eine saubere und sichere Aufbewahrung sorgt
die hochwertige Alubox.

Box mit 30 x 3 ml Testbeutel
J-500 701 | 1 Pckg. | € 29,90
€ 23,90



NEU: Flüssigkeit jetzt im Beutel –
dadurch einfachere und sauberere Anwendung.



~~131,-~~
109,-

M+W select HELIXCONTROL

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven
zur Überprüfung der Luftentfernung aus
Hohlkörperinstrumenten nach EN 867-5.
Das Set enthält 300 Teststreifen Klasse D
nach EN 867-1, ein Chargenkontrollblatt
und einen Prückörper gem. DIN 58.948PP.

300 Teststreifen, 1 Prückörper
J-100 780 | 1 Pckg. | € 131,00
€ 109,00



ab 3,95 **BIS ZU 41% SPAREN**

M+W select WURZELKANALINSTRUMENTE

Wurzelkanal-Bohrer



Wurzelkanal-Feile



Hedströmfeile



Länge	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm
ISO 08	J-200 621	J-200 632	J-200 642	J-200 653	J-200 600	J-200 610
ISO 10	J-200 622	J-200 633	J-200 643	J-200 654	J-200 601	J-200 611
ISO 15	J-200 623	J-200 634	J-200 644	J-200 655	J-200 602	J-200 612
ISO 20	J-200 624	J-200 635	J-200 645	J-200 656	J-200 603	J-200 613
ISO 25	J-200 625	J-200 636	J-200 646	J-200 657	J-200 604	J-200 614
ISO 30	J-200 626	J-200 637	J-200 647	J-200 658	J-200 605	J-200 615
ISO 35	J-200 627	J-200 638	J-200 648	J-200 659	J-200 606	J-200 616
ISO 40	J-200 628	J-200 639	J-200 649	J-200 660	J-200 607	J-200 617
ISO 45	J-200 629	J-200 640	J-200 650	J-200 661	J-200 608	J-200 618
ISO 50	J-200 630	-	J-200 651	J-200 662	J-200 609	J-200 619
ISO 15-40	-	J-200 631	-	J-200 652	-	J-200 620
1 Pckg.	€ 6,75 € 5,40					
Sonderstaffeln*:						
ab 5 Pckg., je Pckg.	€ 4,75	€ 4,75	€ 4,75	€ 4,75	€ 4,75	€ 4,75
ab 10 Pckg., je Pckg.	€ 3,95	€ 3,95	€ 3,95	€ 3,95	€ 3,95	€ 3,95


* Sonderstaffel auch bei Abnahme von gemischten Instrumenten



NEU

9,50
6,50

BIS ZU 32% SPAREN



M+W select ENDO MESSBLOCK

Zur Längeneinstellung von Endo-Instrumenten, Papierspitzen, Guttapercha- und Silberstiften. Abmessungen: 103 x 25 x 32 mm. Autoklavierbar bis 134 °C.

J-400 680 | 1 Pckg. | € 9,50
€ 6,50



ab 27,60

BIS ZU 15% SPAREN



M+W select ENDO MESSSYSTEM

Aus Edelstahl mit seidenmatter Oberfläche, inkl. Deckel, für 11 Endo-Instrumente zur exakten Längeneinstellung und Steril-Aufbewahrung von Wurzelkanalinstrumenten. M+W bietet einen Staffelpreis an, da viele Praxen das System individuell für eine Wurzelbehandlung bestücken.

J-000 684 | 1 Stck. | € 32,60
€ 29,60
ab 3 Stck. | je Stck. | € 31,60
€ 28,60
ab 6 Stck. | je Stck. | € 30,60
€ 27,60



58,50
52,50



M+W select ENDO-EX

Sehr grazile, rostfreie Zange zum Entfernen von abgebrochenen Wurzelkanalinstrumenten, Silberstiften, feinen Knochen- und Wurzelsplittern.

J-040 694 | 1 Stck. | € 58,50
€ 52,50



7,05
5,30

25%
SPAREN



M+W select SCHAUMSTOFFEINSÄTZE

Höhe 1 cm, Ø 5 cm, passend für Clean Stand, 25 Stck.

J-198 634 | 1 Pckg. | € 7,05
€ 5,30

Höhe 0,5 cm, Ø 5 cm, passend für Clin Grip und Interim-Stand, 50 Stck.

J-198 629 | 1 Pckg. | € 7,05
€ 5,30

Höhe 1 cm, Ø 6,5 cm, passend für Twin-Bloc, 25 Stck.

J-198 628 | 1 Pckg. | € 7,05
€ 5,30



27,90
22,90

18%
SPAREN



M+W select PERMAROOT

Wurzelfüllmaterial auf Basis Epoxid-Amin Chemie. Durch die vernetzten Strukturen ist das Material extrem belastbar und verschleißt dicht und dauerhaft. Dabei ist es röntgensichtbar, dimensionsstabil und frei von Iodoform und Paraformaldehyd. Durch die mikrobizide Wirkung schützt M+W Permaroot vor einer Reinfektion. Einfaches Anmischen und Applizieren dank Doppelkammerspritze.

5 ml Doppelkammerspritze
J-100 300 | 1 Pckg. | € 27,90
€ 22,90

Mischkanülen, 25 Stck.
J-100 301 | 1 Pckg. | € 13,80

Endo-Tips, 25 Stck.
J-100 302 | 1 Pckg. | € 6,30



5,15
3,99

23%
SPAREN



M+W select PAPIERSPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, sterilisiert, 28 mm lang.



ISO, Farbe	Taper 02, 200 Stck.	Taper 04, 60 Stck.	Taper 06, 60 Stck.
15, weiß	J-100 644	J-200 670	J-200 677
20, gelb	J-100 645	J-200 671	J-200 678
25, rot	J-100 646	J-200 672	J-200 679
30, blau	J-100 647	J-200 673	J-200 680
35, grün	J-100 648	J-200 674	J-200 681
40, schwarz	J-100 649	J-200 675	J-200 682
15-40 sortiert	J-100 650	J-200 676	J-200 683
je Pckg.	€ 5,15 € 3,99	€ 5,15 € 3,99	€ 5,15 € 3,99

7,05
5,20

26%
SPAREN



M+W select GUTTAPERCHASPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, 28 mm lang, röntgensichtbar, formstabil und gewebeverträglich.



ISO, Farbe	Taper 02, 200 Stck.	Taper 04, 60 Stck.	Taper 06, 60 Stck.	ISO, Farbe	Taper 02, 100 Stck.
15, weiß	J-100 630	J-200 684	J-200 691	45, weiß	J-100 637
20, gelb	J-100 631	J-200 685	J-200 692	50, gelb	J-100 638
25, rot	J-100 632	J-200 686	J-200 693	55, rot	J-100 639
30, blau	J-100 633	J-200 687	J-200 694	60, blau	J-100 640
35, grün	J-100 634	J-200 688	J-200 695	70, grün	J-100 641
40, schwarz	J-100 635	J-200 689	J-200 696	80, schwarz	J-100 642
15-40 sortiert	J-100 636	J-200 690	J-200 697	45-80 sortiert	J-100 643
je Pckg.	€ 7,05 € 5,20	€ 7,05 € 5,20	€ 7,05 € 5,20	je Pckg.	€ 7,05 € 5,20



NEU


**BIS ZU
42%
SPAREN**

ab **1,10**

M+W select PROTHESENBÜRSTE

Prothesenbürste mit 2 Bürstenköpfen. Das große plane Borstenfeld ist für die gründliche Reinigung der Außenbögen. Das kleine spitz zulaufende Borstenfeld für die schwer zugänglichen Stellen innerhalb der Innenbögen.

Prothesenbürste
J-200 820 | 1 Stck. | **€ 1,90**
 € 1,40
 ab 10 Stck. | je Stck. | **€ 1,60**
 € 1,10



NEU

**BIS ZU
58%
SPAREN**

ab **0,80**

M+W select ZUNGENREINIGER

Die Kombination mit den 2-reihigen Borsten und den 3 weichen Schaber ermöglicht eine sanfte und gründliche Reinigung der Zungenoberfläche. Der rutschfeste Griff sorgt für eine gute Handhabung.

Zungenreiniger
J-200 825 | 1 Stck. | **€ 1,90**
 € 1,40
 ab 10 Stck. | je Stck. | **€ 1,60**
 € 1,10
 ab 30 Stck. | je Stck. | **€ 1,30**
 € 0,80



**BIS ZU
44%
SPAREN**

ab **1,10**

M+W select ZAHNSEIDEN

M+W Zahnseide mit Abschnidevorrichtung, Mintgeschmack.
 M+W Riser Zahnseide, für empfindliches Zahnfleisch, gründliche Reinigung und Plaqueentfernung auch bei größeren Interdentalräumen.

Zahnseide, reißfest:

gewachst, 25 m
J-000 875 | 1 Pckg. | **€ 1,95**
 € 1,60

ungewachst, 25 m
J-000 876 | 1 Pckg. | **€ 1,95**
 € 1,60

Riser Zahnseide:

leicht gewachst, 15 m
J-000 877 | 1 Pckg. | **€ 1,95**
 € 1,60

ab 10 Pckgn.
 einer Ausführung | je Pckg. | **€ 1,60**
 € 1,30

ab 20 Pckgn.
 einer Ausführung | je Pckg. | **€ 1,30**
 € 1,10



**BIS ZU
21%
SPAREN**

ab **1,25**

M+W select ORTHOFLOSS MINT

Zahnseide mit flauschigem Mittelteil speziell für die Reinigung von großen Zahnzwischenräumen, Zahnspannen, Implantaten und unter Brückenteilen. Die gewachsenen, feinen Anfang- und Endstücke können zur herkömmlichen Zahnzwischenraumreinigung verwendet werden. Sehr dezenter Minzgeschmack, fasert nicht aus. Dispenser mit 50 Einheiten auf einer Rolle.

Orthofloss mint
J-000 872 | 1 Rolle | **€ 1,59**
 € 1,49
 ab 10 Rollen | je Rolle | **€ 1,49**
 € 1,35
 ab 20 Rollen | je Rolle | **€ 1,35**
 € 1,25



M+W select PROPHY PERIO

Flasche 120 g
J-100 891 | 1 Fl. | **€ 16,50**
 € 14,90
 ab 4 Fl. | je Fl. | **€ 14,90**
 € 13,90

Prophylaxepulver auf Basis von natürlichen Zuckern (nichtkariogen) für sub- und supragingivale Anwendung. Subgingivale Anwendung: Entfernung von periodontalen Biofilmen, Implantatreinigung. Supragingivale Anwendung: Entfernung von supragingivalen Biofilmen und Verfärbungen um den Sulkus, Entfernung von Verfärbungen in empfindlichen Bereichen, Politur der Zähne. Eine Endpolitur ist überflüssig. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße 15 µm. Darreichungsform in praktischer 120 g Flasche, neutraler Geschmack.



**BIS ZU
16%
SPAREN**

ab **13,90**



M+W select XYLOBLEACH

35% Wasserstoffperoxid Konzentration für die medizinische Aufhellung verfärbter Zähne ebenso für endodontisch behandelte Zähne. Der Zusatz Xylitol hat eine plaque-reduzierende Wirkung und hemmt die Kariesbildung. Dank hohem Peroxidgehalt erzielt man eine schnelle und zuverlässige Aufhellung mit einem langanhaltenden Ergebnis. Durch den neutralen pH-Wert ist das Material dabei zahnschonend. Der Gingiva Protector gewährleistet einen sicheren Schutz des Zahnfleisches. Dank Automix-System entfällt manuelles Anmischen, das Material hat eine homogene Qualität und durch die rote Farbe einen guten Kontrast zum Zahn. Ab Herstellungsdatum gekühlt 17 Monate haltbar.

5 g Automix-Spritze, 3 Mischkanülen, 1,5 g Gingiva Protector, 3 Applikationstips
J-000 898 | 1 Pckg. | € 49,90
€ 39,90

20% SPAREN

49,90
39,90

NEU
 Plaque-reduzierende Wirkung durch Xylitol



› Einführungsangebot! ‹

NEU 20,90
18,90



M+W select FISSURENVERSIEGLER

Lichthärtendes, weißes Composite für die Fissuren-Versiegelung mit kontinuierlicher Freisetzung von Fluorid.

2 x 2 ml Spritzen, 6 Applikationskanülen
J-200 135 | 1 Pckg. | € 20,90
€ 18,90



› Einführungsangebot! ‹



25% SPAREN

39,90
29,90

M+W select POWER WHITENING XTRA 38%

38% Hydrogen-Peroxid geeignet für die medizinische Aufhellung stark verfärbter Zähne.

2,5 ml Doppelmischspritze, 2 Mischkanülen, 1,5 g Gingiva Protector mit 2 Applikationskanülen
J-000 891 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 29,90



BIS ZU 25% SPAREN

ab **14,80**

M+W select WHITENING STAR HOME

Kosmetische Zahnaufhellung in Verbindung mit laborgefertigten Schienen zur Erstanwendung in der Praxis und Weiterverwendung durch den Patienten zuhause. Je nach gewünschter Tragedauer stehen 2 Konzentrationen zur Verfügung.

4 x 1,2 ml Spritzen mit wiederverschließbarer Kapfenkanüle:
 10%
J-000 892 | 1 Pckg. | € 19,80
€ 16,80

10% – für eine Tragedauer von 4 Stunden oder über Nacht.
 16% – für eine Tragedauer von 3 Stunden oder über Nacht.

16%
J-000 893 | 1 Pckg. | € 19,80
€ 16,80
 ab 3 Pckgn. einer Konzentration | je Pckg. | **€ 18,80**
€ 15,80



ab 5 Pckgn. einer Konzentration | je Pckg. | **€ 17,80**
€ 14,80

M+W select PROPHYLAXEPASTE

Reinigungs- und Polierpaste für die professionelle Zahnreinigung mit Fluorid und angenehmem Minzgeschmack. Dank optimaler thixotroper Eigenschaften lässt sie sich perfekt applizieren und spritzt nicht.

Es stehen 4 Körnungen zur Auswahl:
RDA 250: bei starken Belägen und Rauigkeiten
RDA 170: bei mittleren Verfärbungen und Belägen
RDA 120: bei geringen Belägen und Verfärbungen
RDA 40: extra fein für die Endpolitur

Körnung 60 ml / 100 g
RDA 250 blau J-200 860
RDA 170 grün J-200 861
RDA 120 rosa J-200 862
RDA 40 gelb J-200 863
 1 Tube **€ 9,95**
€ 8,90
 ab 3 Tuben einer Ausführung, je Tube **€ 9,40**
€ 7,50



BIS ZU 25% SPAREN

ab **7,50**



M+W select KOPIDUR

Transparente hartelastische Platte, verbindet sich mit Autopolymerisat.
Anwendung: Aufbiss-, Miniplast- und Retentionsschienen, prov. Kronen und Brücken, Fluorid- und Interimsschienen.

Ø 120 mm:	Ø 125 mm:
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.	Stärke 1,0 mm, 10 Stck.
J-266 965 1 Pckg. € 11,80	J-266 968 1 Pckg. € 12,80
€ 10,60	€ 11,50
Stärke 1,0 mm, 100 Stck.	Stärke 1,0 mm, 100 Stck.
J-366 901 1 Pckg. € 109,00	J-366 917 1 Pckg. € 114,00
€ 97,90	€ 102,50
Stärke 1,5 mm, 10 Stck.	Stärke 1,5 mm, 10 Stck.
J-266 966 1 Pckg. € 15,80	J-266 969 1 Pckg. € 16,20
€ 14,20	€ 14,60
Stärke 1,5 mm, 100 Stck.	Stärke 1,5 mm, 100 Stck.
J-366 902 1 Pckg. € 138,00	J-366 918 1 Pckg. € 145,00
€ 124,80	€ 129,90
Stärke 2,0 mm, 10 Stck.	Stärke 2,0 mm, 10 Stck.
J-266 967 1 Pckg. € 18,20	J-266 970 1 Pckg. € 18,80
€ 16,40	€ 16,90
Stärke 2,0 mm, 100 Stck.	Stärke 2,0 mm, 100 Stck.
J-366 903 1 Pckg. € 178,00	J-366 919 1 Pckg. € 189,00
€ 159,90	€ 169,90
Stärke 3,0 mm, 10 Stck.	Stärke 3,0 mm, 10 Stck.
J-766 901 1 Pckg. € 22,00	J-766 903 1 Pckg. € 23,00
€ 19,80	€ 20,70
Stärke 3,0 mm, 100 Stck.	Stärke 3,0 mm, 100 Stck.
J-766 902 1 Pckg. € 202,00	J-766 904 1 Pckg. € 212,00
€ 181,50	€ 189,90

ab 10,60



M+W select KOPISOFT

Gummiartige weichelastische Folie, die sich nicht mit Autopolymerisat verbindet. Anwendung: Mundschutz, Knirscherschutz, Positioner und Dublierformen.

Ø 120 mm:	Ø 125 mm:
Stärke 1,5 mm, 10 Stck.	Stärke 1,5 mm, 10 Stck.
J-266 975 1 Pckg. € 12,50	J-266 978 1 Pckg. € 14,50
€ 11,30	€ 12,90
Stärke 1,5 mm, 100 Stck.	Stärke 1,5 mm, 100 Stck.
J-766 915 1 Pckg. € 112,00	J-766 917 1 Pckg. € 115,00
€ 99,90	€ 103,50
Stärke 2,0 mm, 10 Stck.	Stärke 2,0 mm, 10 Stck.
J-266 976 1 Pckg. € 17,50	J-266 979 1 Pckg. € 19,50
€ 15,80	€ 17,50
Stärke 2,0 mm, 100 Stck.	Stärke 2,0 mm, 100 Stck.
J-366 916 1 Pckg. € 153,00	J-766 918 1 Pckg. € 156,00
€ 137,50	€ 139,90
Stärke 3,0 mm, 10 Stck.	Stärke 3,0 mm, 10 Stck.
J-266 977 1 Pckg. € 20,80	J-266 980 1 Pckg. € 22,80
€ 18,70	€ 20,50
Stärke 3,0 mm, 100 Stck.	Stärke 3,0 mm, 100 Stck.
J-766 916 1 Pckg. € 175,00	J-766 919 1 Pckg. € 178,00
€ 157,50	€ 159,90

ab 11,30



M+W select KOPISOFT BLEACH

Diese elastische Folie ist speziell zur Herstellung von Bleaching-schienen geeignet. Sie verbindet sich nicht mit Acrylat.

Ø 120 mm:
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.
J-366 911 1 Pckg. € 13,50
€ 12,20
Stärke 1,0 mm, 100 Stck.
J-366 912 1 Pckg. € 98,00
€ 88,20
Ø 125 mm:
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.
J-366 913 1 Pckg. € 13,50
€ 12,20

ab 12,20



M+W select KOPILEN

Diese zähelastischen Folien verbinden sich nicht mit Autopolymerisat.
Anwendung: Bleich-, Ätz- und Medikamentenschienen, Bracket-Transfermasken, Gießmasken für prov. Kronen und Brücken, Gusskappchen und Dublierformen.

Ø 120 mm:	Ø 125 mm:
Stärke 0,5 mm, 10 Stck.	Stärke 0,5 mm, 10 Stck.
J-366 909 1 Pckg. € 5,80	J-366 908 1 Pckg. € 6,20
€ 5,20	€ 5,60
Stärke 0,5 mm, 100 Stck.	Stärke 0,5 mm, 100 Stck.
J-366 910 1 Pckg. € 50,00	J-766 910 1 Pckg. € 52,00
€ 44,90	€ 46,80
Stärke 0,8 mm, 10 Stck.	Stärke 0,8 mm, 10 Stck.
J-266 972 1 Pckg. € 8,20	J-266 974 1 Pckg. € 8,80
€ 7,40	€ 7,90
Stärke 0,8 mm, 100 Stck.	Stärke 0,8 mm, 100 Stck.
J-366 907 1 Pckg. € 71,00	J-766 911 1 Pckg. € 73,00
€ 63,90	€ 65,70

ab 5,20



M+W select MODELLIERWACHS ALLROUND

Qualitativ hochwertiges Aufstellwachs mit besonders gutem Preis/Leistungsverhältnis. Leicht elastisch, geringes Rückstellvermögen und leichte Klebrigkeit beim Fixieren der Zähne zeichnen dieses Modellierwachs aus. Schnelles Erstarren nach dem Auftragen.



Erstarrungspunkt:
59°C / Aschgehalt: 0,002
Plattengröße:
175 x 80 x 1,25 mm

500 g
J-000 940 | 1 Pckg. | € 8,15
€ 6,90
ab 5 Pckgn. | 1 Pckg. | € 7,80
€ 6,50
2,5 kg
J-000 941 | 1 Pckg. | € 29,30
€ 24,30
ab 5 Pckgn. | 1 Pckg. | € 28,30
€ 23,30



BIS ZU
20%
SPAREN

ab **6,50**



BIS ZU
25%
SPAREN

ab **7,90**

M+W select MUNDSPIEGEL

Rostfrei.

12 Stck.:
Größe 4 hohl, Ø 2,0 cm
J-084 601 | 1 Stck. | € 11,25
€ 9,65
Größe 5 hohl, Ø 2,3 cm
J-084 602 | 1 Stck. | € 11,25
€ 9,65
Größe 4 plan, Ø 2,0 cm
J-084 604 | 1 Stck. | € 10,60
€ 7,90
Größe 5 plan, Ø 2,3 cm
J-084 605 | 1 Stck. | € 10,60
€ 7,90



25%
SPAREN

18,10
13,50

M+W select MUNDSPIEGEL RHODIUM FRONT

Rostfrei, Rhodium Front, geeignet für die Thermodesinfektion.

12 Stck.:
Größe 4 plan
J-084 610 | 1 Pckg. | € 18,10
€ 13,50
Größe 5 plan
J-084 611 | 1 Pckg. | € 18,10
€ 13,50



23,45
18,90

19%
SPAREN



M+W select MUNDSPIEGEL EXTRA

Mit verstärkter reiner Silberauflage (Verspiegelung im Dreischichtverfahren bis zum äußersten Rand), galvanisch verkupfert, mit Spezialbrennlack versiegelt, dadurch brillantes, verzerrungsfreies Bild. Absolut dichte Fassung verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Spiegelinnere. Autoklavierbar, heißluftsterilisierbar. Bei sachgemäßer Behandlung sind mindestens 200 Sterilisationen möglich.



12 Stck.:
Größe 4 plan
J-000 660 | 1 Pckg. | € 23,45
€ 18,90
Größe 4 hohl
J-000 661 | 1 Pckg. | € 23,45
€ 18,90

28,20
23,90

15%
SPAREN



M+W select MUNDSPIEGEL EXTRA HAUCHFREI

Verarbeitung wie M+W Mundspiegel Extra, jedoch mit wärmespeichernder Einlage. Nach kurzem Aufwärmen bleibt der Spiegel längere Zeit klar.



12 Stck.:
Größe 4 plan
J-000 662 | 1 Pckg. | € 28,20
€ 23,90
Größe 4 hohl
J-000 663 | 1 Pckg. | € 28,20
€ 23,90



BIS ZU
30%
SPAREN

ab **1,95**

M+W select MUNDSPIEGELGRIFFE

1. 6-Kant, rostfreier Edelstahl, hohl
J-081 626 | 1 Stck. | € 3,30
€ 3,00
ab 10 Stck. | je Stck. | € 3,00
€ 2,65
ab 20 Stck. | je Stck. | € 2,65
€ 2,55

3. Fingerform, rostfrei, hohl
J-000 677 | 1 Stck. | € 9,25
€ 8,75
ab 10 Stck. | je Stck. | € 8,75
€ 8,25
ab 20 Stck. | je Stck. | € 8,25
€ 7,90

2. 8-Kant, rostfrei, massiv
J-040 640 | 1 Stck. | € 2,80
€ 2,55
ab 10 Stck. | je Stck. | € 2,55
€ 2,30
ab 20 Stck. | je Stck. | € 2,30
€ 1,95

4. Universalgriff (ohne Einsätze)
J-000 680 | 1 Stck. | € 2,80
€ 2,55
ab 10 Stck. | je Stck. | € 2,55
€ 2,30
ab 20 Stck. | je Stck. | € 2,30
€ 2,10



BIS ZU
23%
SPAREN

ab **3,-**

M+W select MUNDSPIEGELGRIFF COLOR

Der ergonomische und leichte Griff (7 g) aus farbbeständigem Kunststoff liegt gut in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Sterilisierbar bis 134 °C.

Form	
schwarz	J-181 610
blau	J-181 611
grün	J-181 612
rot	J-181 613
weiß	J-181 614
mint	J-181 615
rosa	J-181 616
fließend	J-181 617
1 Stck.	€ 3,90 € 3,60
ab 10 Stück einer Farbe, je Stück	€ 3,60 € 3,30
ab 20 Stück einer Farbe, je Stück	€ 3,30 € 3,00



Auch für
Thermo-
desinfektoren
geeignet

69,50
55,50

20%
SPAREN



M+W select EDELSTAHL ASPIRATIONSSPRITZE

Zylinder-Ampullen-Spritze für die Infiltrations- oder Leitungsanästhesie komplett gefertigt aus Edelstahl. Daher problemlos für die Aufbereitung im Thermodesinfektor geeignet. Sichere Aspiration durch 3 Aspirationshaken, passend für 1,8 ml Zylinderampullen.



J-100 699 | 1 Stck. | € 69,50
€ 55,50
M+W Dental
MADE IN GERMANY



ab **6,95**

M+W select ANATOMISCHE/CHIRURGISCHE PINZETTE

1a-Qualität.

Anatom. Pinzette:
14 cm, gerade, Funktionsende 2 mm
J-098 618 | 1 Stck. | € 8,25
€ 6,95
Chirurg. Pinzette:
14 cm, gerade, Funktionsende 2 mm
J-098 619 | 1 Stck. | € 9,85
€ 8,50



ab **6,90**

BIS ZU
22%
SPAREN



M+W select ZEMENTSPATEL


Rostfrei, doppelendig.

Form	
schmal, 5 mm	J-081 642
mittel, 6 mm	J-081 643
breit, 7 mm	J-081 644
1 Stck.	€ 8,80 € 7,90
ab 5 Stck. einer Form, je Stck.	€ 8,50 € 7,50
ab 10 Stck. einer Form, je Stck.	€ 8,20 € 6,90



ab 50,⁹⁵

15%
SPAREN



M+W select NADELHALTER MATHIEU

14 cm, 1a-Qualität
J-081 660 | 1 Stck. | € 59,80
€ 50,95

17 cm, 1a-Qualität
J-081 661 | 1 Stck. | € 67,30
€ 57,45

14 cm, mit Hartmetallspitzen
J-081 662 | 1 Stck. | € 78,50
€ 66,75

17 cm, mit Hartmetallspitzen
J-081 663 | 1 Stck. | € 84,90
€ 71,95



ab 160,⁵⁰

M+W select NADELHALTER CASTROVIEJO

Mit Hartmetalleinsätzen (können ausgetauscht werden), für feine Nadeln.

gerade, rostfrei, Rundgriff,
Innenfeder, 12,5 cm
J-140 601 | 1 Stck. | € 182,50
€ 173,50

gerade, rostfrei, 14 cm
J-040 696 | 1 Stck. | € 169,00
€ 160,50

gerade, rostfrei, Rundgriff,
Innenfeder, 16 cm
J-040 698 | 1 Stck. | € 199,00
€ 189,00



17,65
14,⁹⁵

15%
SPAREN



M+W select PIN-PINZETTE

Mit geriefter Hohlkehle zum besseren Greifen von Pins, Papier- und Guttaperchaspitzen.

J-000 616 | 1 Stck. | € 17,65
€ 14,95



12,95
10,⁹⁵

15%
SPAREN



M+W select GREIFPINZETTE

Spezialpinzette zum sicheren Greifen von kleinen Instrumenten und Stiften. Rostfrei.

J-010 602 | 1 Stck. | € 12,95
€ 10,95



M+W select RETRAKTOR

Der M+W Retraktor ist eine Kombination aus Vestibulumhaken und Sternberg Abhalter. Das Vestibulum Ende wird verwendet, um den gesamten Lippenbereich abzuhalten und dadurch eine optimale Sicht auf das Operationsfeld zu gewährleisten. Das Sternberg Ende hält den Mundwinkel ab.

Retraktor
J-140 676 | 1 Stck. | € 78,90
€ 66,90

78,90
66,⁹⁰

15%
SPAREN



ab 6,80

BIS ZU
25%
SPAREN

2 mm

2,5 mm

3 mm



M+W select HEIDEMANNSPATEL

Rostfreier Edelstahl, hohler Rundgriff, 7 mm Ø, besonders leicht und flexibel.

Breite

2 mm J-000 665

2,5 mm J-000 666

3 mm J-000 667

1 Stck. € 9,10

€ 7,50

€ 8,50

€ 6,80



10,90
9,30

15%
SPAREN



M+W select WANGENHALTER NACH HILGER

Aufsatz passend für alle Mundspiegelgriffe mit Gewinde M 2,5, rostfrei, RDG geeignet, auto-klavierbar. Dient zum schonenden und blend-freien Abhalten des Mundwinkels. Aus einem Stück gefertigt und somit optimal zu reinigen.

J-300 645 | 1 Stck. | € 10,90
€ 9,30



32,65
27,75

15%
SPAREN



M+W select STERILISIERZANGE

Länge 20 cm

J-040 687 | 1 Stck. | € 32,65
€ 27,75



16,95
14,45

15%
SPAREN



M+W select TUCHKLEMME NACH JONES

Länge 9 cm

J-040 686 | 1 Stck. | € 16,95
€ 14,45



M+W select RASPATORIEN

Für die chirurgische Parodontologie.

P 24

J-040 683 | 1 Stck. | € 35,90
€ 30,50


Molt M 9

J-040 684 | 1 Stck. | € 37,95
€ 32,25

P 24



Molt M 9



15%
SPAREN

ab 30,50



M+W select ZAHNZANGEN

Kinderzange Standard:
Mit Karogriff, zierliche Ausführung.

Standard-Zange:
Normale Größe mit Karogriff und Randzahnung (außer bei Kinderzangen). Die Abbildungen zeigen die Randzahnung allerdings nicht.

Tiefgreifende Standard-Zange:
Mit Karogriff und Randzahnung.

Büchs/Haftprofil-Zange:
Karo-Griff, Zangenmaul innen längs- und quergerriffelt, Rand gezahnt, bessere Friktion am Zahn.

Karo-Griffe sind gut geeignet für das Arbeiten mit Handschuhen.

Form	je 1 Stck.
Kinderzange Standard	€ 66,90 € 53,50
Standard-Zange	€ 60,50 € 48,50
Tiefgreifende Standard-Zange	€ 60,50 € 48,50
Büchs-Haftprofilzange	€ 59,90 € 47,90

20% SPAREN

ab **47,90**

M+W Dental
MADE IN GERMANY

1 K III-I I-III (Kinderzange) Standard J-040 600	2 K V-IV IV-V (Kinderzange) Standard J-040 601	4 K V-IV IV-V (Kinderzange) Standard J-040 602	5 K III-I I-III (Kinderzange) Standard J-040 603	
1 3-1 1-3 Standard J-040 605 Büchs J-081 631	2 3-1 1-3 Standard J-040 606	7 5-4 4-5 Standard J-040 607 Büchs J-081 633	13 5-1 1-5 Standard J-040 615 Büchs J-081 638	17 7-6 Standard J-040 608 Büchs J-081 634
18 6-7 Standard J-040 609 Büchs J-081 635	22 7-6 6-7 Standard J-040 616 Büchs J-081 639	33 5-1 1-5 W Standard J-040 617 Büchs J-081 640	34 N 2-1 1-2 Tiefgreifend J-040 622	35 N 5-4 4-5 Tiefgreifend J-040 631
36 N 5-1 1-5 Tiefgreifend J-040 628	46 5-1 1-5 W Standard J-040 613	46 L 6-3 3-6 W Tiefgreifend J-040 629	49 3-1 1-3 W Standard J-040 620	
51 8-3 3-8 W Standard J-040 610 Büchs J-081 636	51 A 5-3 3-5 W Standard J-040 611	51 L 6-3 3-6 W Tiefgreifend J-040 624	67 8 8 Standard J-040 612 Büchs J-081 637	67 N 7-6 6-7 Tiefgreifend J-040 632
73 7-6 6-7 Standard J-040 614	79 8 8 Standard J-040 618 Büchs J-081 641	79 N 8 8 Tiefgreifend J-040 633	251 5-3 3-5 W Tiefgreifend J-040 634	

M+W select ISOLIERSPRAY

Ideales Pflegemittel zum Schmierem von Gelenken verschiedener Zangen. Es ist äußerst ergiebig und auch punktuell einsetzbar. FCKW-frei!

400 ml
J-000 902 | 1 Dose | € 10,20
€ 8,20
ab 5 Dosen | je Dose | € 9,70
€ 7,70



NEU

BIS ZU **25% SPAREN**

ab **7,70**



28,35
22,90

19%
SPAREN



3 mm

M+W select WURZELHEBER

Funktionsende über die Fläche gebogen, rostfrei.



Form	
2 mm	J-081 685
3 mm	J-081 686
1 Stck.	€ 28,35 € 22,90



Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

16%
SPAREN

24,80
20,90

M+W select WURZELHEBER BEIN

Rostfrei.



Form	
Gr. 1, 2 mm	J-081 675
Gr. 2, 3 mm	J-081 676
Gr. 3, 4 mm	J-081 677
1 Stck.	€ 24,80 € 20,90



für Oberkiefer



für Unterkiefer



M+W select WURZELSPITTERZANGE

Mit grazilen Arbeitsenden für tiefsitzende Wurzelreste, mit Randzahnung.



Form	
für Oberkiefer	J-198 616
für Unterkiefer	J-198 617
1 Stck.	€ 91,50 € 77,50

38,30
32,50

15%
SPAREN



M+W select WURZELSPITTERHEBER

Graziles Instrument zur Entfernung von Wurzelsplitterresten, leichter ergonomischer Hohlgriff, doppelendig.



Wurzelsplitterheber, doppelendig
J-198 620 | 1 Stck. | € 38,30
€ 32,50

M+W select KRALLENHEBER

Form	Pistolenhäkchen
links disto-mesial	J-081 694
rechts disto-mesial	J-081 695
1 Stck.	€ 48,95 € 41,50



48,95
41,50

15%
SPAREN

M&W select ELITE ABDRUCKLÖFFEL

Rostfreier Stahl, elektroplattiert,
B = vollbezahnt, P = partiell.

PERFORIERT

verstellbar mit Niet

J-400 641 | 1 Stck. | € 12,95
€ 7,65



GLATT

verstellbar mit Niet

J-400 676 | 1 Stck. | € 12,50
€ 7,40




ab 5,90

41%
SPAREN

Form	PERFORIERT	GLATT
BO Nr. 0 Kindergröße	J-400 610	J-400 645
BO Nr. 1 klein	J-400 611	J-400 646
BO Nr. 2 mittel	J-400 612	J-400 647
BO Nr. 3 groß	J-400 613	J-400 648
BO Nr. 4 ex. groß	J-400 614	J-400 649
BU Nr. 0 Kindergröße	J-400 615	J-400 650
BU Nr. 1 klein	J-400 616	J-400 651
BU Nr. 2 mittel	J-400 617	J-400 652
BU Nr. 3 groß	J-400 618	J-400 653
BU Nr. 4 ex. groß	J-400 619	J-400 654
FO Nr. 1 klein	J-400 620	J-400 655
FO Nr. 2 mittel	J-400 621	J-400 656
FO Nr. 3 groß	J-400 622	J-400 657
PO Nr. 1 klein	J-400 623	J-400 658
PO Nr. 2 mittel	J-400 624	J-400 659
PO Nr. 3 groß	J-400 625	J-400 660
PU Nr. 1 klein	J-400 626	J-400 661
PU Nr. 2 mittel	J-400 627	J-400 662
PU Nr. 3 groß	J-400 628	J-400 663
UO Nr. 1 klein	J-400 629	J-400 664
UO Nr. 2 mittel	J-400 630	J-400 665
UO Nr. 3 groß	J-400 631	J-400 666
UU Nr. 1 klein	J-400 632	J-400 667
UU Nr. 2 mittel	J-400 633	J-400 668
UU Nr. 3 groß	J-400 634	J-400 669
C 1/2 Nr. 1 klein, rechts*	J-400 635	J-400 670
C 1/2 Nr. 2 mittel, rechts*	J-400 636	J-400 671
C 1/2 Nr. 3 groß, rechts*	J-400 637	J-400 672
C 1/2 Nr. 1 klein, links**	J-400 638	J-400 673
C 1/2 Nr. 2 mittel, links**	J-400 639	J-400 674
C 1/2 Nr. 3 groß, links**	J-400 640	J-400 675
je Stck.	€ 9,95 € 5,90	€ 9,95 € 5,90

* (für Quadrant I und III)

** (für Quadrant II und IV)



BIS ZU
21%
SPAREN

ab 6,30



M&W select ORANGE CLEANER, - SPRAY

Reinigungsmittel auf Basis von Orangenöl zum Entfernen von Abdruckpasten, Silikon, Zinkoxid etc. von Flächen und Instrumentarium. Als Reinigungslösung und Spray erhältlich.

Orange Cleaner:

Kunststoffflasche, 250 ml

J-000 250 | 1 Fl. | € 7,95

€ 6,70

ab 3 Fl. | je Fl. | € 7,50

€ 6,30

Orange Cleaner Spray:

Dose, 250 ml

J-000 249 | 1 Dose | € 8,75

€ 7,40

ab 3 Dosen | je Dose | € 8,20

€ 6,90



SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter:

0 60 42 / 88 00 88

Mo, Di, Do 7.30 - 17.30 Uhr

Mi 7.30 - 17.00 Uhr | Fr 7.30 - 16.00 Uhr



App:

heja+

(Apple Store/Play Store)



Ruck-Zuck-Lieferservice

Alles was Sie bis 17.00 Uhr bestellen, wird am selben Tag bearbeitet und versendet.



Online via Web:

www.mwdental.de

www.mwdental.at (Österreich)



Freefax:

00 800 / 88 00 80 01

(Gültig für Deutschland und Österreich)



Porto sparen

Ab einem Nettowarenwert von € 150,- erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

Folgen Sie uns auf:



@mwdentalgmbh



@mwdental_de



@mwdental_de