

M+W BESTDEALS



GERÄTE & INSTRUMENTE < GÜLTIG BIS ZUM 04.01.2022



HAND- UND WINKELSTÜCKE Seite 2 – 8



KAVO RÖNTGEN Seite 38 – 39



POLYMERISATIONS Lampen Seite 10 – 14



ENDO Seite 18 – 23

Folgen Sie uns auf:



@mwdentalgmbh



@mwdental_de



@mwdental_de

4+1

**SPAREN SIE
BIS ZU 33%***

BEIM KAUF EINES INSTRUMENTENPAKETS,
BESTEHEND AUS 5 INSTRUMENTEN
(MASTER- UND/ODER EXPERT-SERIE) NACH
WAHL, ERHALTEN SIE EINEN PREISNACHLASS
IN HÖHE DES GÜNSTIGSTEN INSTRUMENTS.
Bitte geben Sie bei der Bestellung „KaVo Aktion“ an.

3+1

**SPAREN SIE
BIS ZU 44%***

BEIM KAUF EINES MASTER-INSTRUMENTEN-
PAKETS, BESTEHEND AUS 4 INSTRUMENTEN
NACH WAHL, ERHALTEN SIE EINEN PREISNACHLASS
IN HÖHE DES GÜNSTIGSTEN INSTRUMENTS.
Bitte geben Sie bei der Bestellung „KaVo Aktion“ an.

* auf unsere Listenpreise

EXPERTmatic ohne Licht

Garantie 18 Monate.

E25 C rot, 1:5, FG-Schaft

J-282 848 | 1 Stck. | **€ 849,00**
€ 735,00

E20 C blau, 1:1, WST-Schaft

J-282 849 | 1 Stck. | **€ 598,00**
€ 515,00

E15 C grün, 5,4:1, WST-Schaft

J-282 850 | 1 Stck. | **€ 669,00**
€ 575,00

E10 C blau, 1:1 Handstück

J-282 851 | 1 Stck. | **€ 379,00**
€ 325,00



KAVO
Dental Excellence



EXPERTmatic mit Licht

Garantie 18 Monate.

E25 L rot, 1:5, FG-Schaft

J-282 845 | 1 Stck. | **€ 798,00**
€ 685,00

E20 L blau, 1:1, WST-Schaft

J-282 846 | 1 Stck. | **€ 599,00**
€ 499,00

E15 L grün, 5,4:1, WST-Schaft

J-282 847 | 1 Stck. | **€ 629,00**
€ 555,00



KAVO
Dental Excellence



MASTERmatic Serie

Schnellaufwinkelstück M25L rot,
1:5, FG-Schaft

J-182 070 | 1 Stck. | **€ 1.198,00**
€ 895,00

Unterteil M20L blau, 1:1

J-182 071 | 1 Stck. | **€ 559,00**
€ 425,00

Unterteil M07L grün, 2,7:1

J-182 072 | 1 Stck. | **€ 635,00**
€ 499,00

Unterteil M29L grün, 7,4:1

J-182 073 | 1 Stck. | **€ 749,00**
€ 575,00

Handstück M10L blau, 1:1

J-182 074 | 1 Stck. | **€ 798,00**
€ 645,00



KAVO
Dental Excellence



MASTERtorque

2 Jahre Herstellergarantie.

M8700L Mini

J-182 075 | 1 Stck. | **€ 1.020,00**
€ 855,00

M9000L

J-182 899 | 1 Stck. | **€ 1.020,00**
€ 855,00



KAVO
Dental Excellence



EXPERTtorque E680 L

Garantie: 18 Monate.

E680 L

J-282 841 | 1 Stck. | **€ 705,00**
€ 615,00



KAVO
Dental Excellence



SMARTmatic

Garantie 12 Monate.

Handstück S10 S blau: 1:1,
mit Spray, max. 40.000 U/Min.,
für Hand- und Winkelstückbohrer
J-182 080 | 1 Stck. | ~~€ 219,00~~
€ 179,00

Winkelstück S20 S blau: 1:1
mit Spray, max. 40.000 U/Min.
J-182 081 | 1 Stck. | ~~€ 229,00~~
€ 189,00

Prophy-Winkelstück S31 grün: 8:1,
max. 20.000 U/Min.,
für Screw-In und Snap-On
J-182 082 | 1 Stck. | ~~€ 279,00~~
€ 229,00

Prophy-Handstück S19 grün: 8:1,
max. 20.000 U/Min., für Einweg-
Prophylaxeaufsätze (z. B. nach Young)
J-182 083 | 1 Stck. | ~~€ 182,00~~
€ 149,00



KAVO
Dental Excellence

~~219,-~~ ab
179,-



SURGmatic Chirurgie Winkelstücke

- Untersetzung 20:1
- Drehzahl: 15–2.000 U/Min.
- max. Drehmoment: 55 Ncm

SURGmatic S201 L mit Licht grün
J-182 085 | 1 Stck. | ~~€ 1.259,00~~
€ 999,00



KAVO
Dental Excellence

~~1.259,-~~
999,-



SONICflex LUX 2003 LX

SONICflex LUX 2003 LX ohne Einsätze,
mit Drehmomentschlüssel
J-182 011 | 1 Stck. | ~~€ 1.485,00~~
€ 1.275,00



KAVO
Dental Excellence

~~1.485,-~~
1.275,-



SONICflex quick 2008

SONICflex quick 2008 L
für KaVo Kupplung, ohne Einsätze,
mit Drehmomentschlüssel
J-182 040 | 1 Stck. | ~~€ 1.485,00~~
€ 1.275,00

SONICflex quick 2008 LS
für Sirona Kupplung, ohne Einsätze,
mit Drehmomentschlüssel
J-182 041 | 1 Stck. | ~~€ 1.485,00~~
€ 1.275,00



KAVO
Dental Excellence

~~1.485,-~~
1.275,-



4+1

BEIM KAUF VON 5 NSK INSTRUMENTEN NACH WAHL IST DAS GÜNSTIGSTE IM GESAMTPREIS ENTHALTEN.

(TI-MAX X HAND- UND WINKELSTÜCKE MIT LICHT UND TI-MAX Z TURBINEN).

AUSLIEFERUNG DER INSTRUMENTEN-AKTIONEN ERFOLGT DIREKT DURCH FIRMA NSK. BITTE GEBEN SIE BEI BESTELLUNG „NSK 4+1“ AN.

Ti-Max X Hand- und Winkelstücke mit Licht

Garantie 2 Jahre.

Winkelstück Ti-Max X95L:

4-fach Spray, 1:5 Übersetzung, FG-Schaft

J-917 825 | 1 Stck. | € 765,00
€ 555,00

Winkelstück Ti-Max X25L:

1-fach Spray, 1:1 Übertragung

J-917 826 | 1 Stck. | € 565,00
€ 399,00

Winkelstück Ti-Max X15L:

1-fach Spray, 4:1 Übersetzung

J-917 827 | 1 Stck. | € 645,00
€ 459,00

Handstück Ti-Max X65L:

1-fach Spray, 1:1 Übertragung

J-598 844 | 1 Stck. | € 630,00
€ 485,00



4+1

BIS ZU 44% SPAREN

NSK

565,- ab
399,-



Ti-Max Z Turbinen

Z800KL Mini-Kopf:

für KaVo Multiflex Kupplungen

J-798 880 | 1 Stck. | € 750,00
€ 555,00

Z800SL Mini-Kopf:

für Sirona Schnellkupplung

J-798 881 | 1 Stck. | € 750,00
€ 555,00

Z900KL Standard-Kopf:

für KaVo Multiflex Kupplungen

J-798 882 | 1 Stck. | € 750,00
€ 555,00

Z900SL Standard-Kopf:

für Sirona Schnellkupplung

J-798 883 | 1 Stck. | € 750,00
€ 555,00



NSK

750,-
555,-



Ti-Max X Chirurgie-Winkelstücke

Garantie: 12 Monate.

Ti-Max X-DSG20L 20:1:

mit Doppeldichtsystem, mit Licht

J-898 077 | 1 Set | € 945,00
€ 699,00

Ti-Max X-DSG20 20:1:

mit Doppeldichtsystem, ohne Licht

J-898 078 | 1 Set | € 740,00
€ 555,00

Ti-Max X-SG20L 20:1:

mit Licht

J-898 079 | 1 Set | € 898,00
€ 675,00



Nicht mit 4+1 Aktion kombinierbar.

NSK

740,- ab
555,-



Ti-Max Aircaler mit Licht

Garantie: 12 Monate.

Ti-Max Aircaler für KaVo*

MULTiflex Kupplung S970KL:

1 Aircaler, 1 Drehmomentschlüssel,
je 1 Spitzenaufsatz S1, S2, S3,
1 Tip Cover L (Aufsatzschutz)

J-159 085 | 1 Set | € 940,00
€ 699,00

Ti-Max Aircaler für Sirona*

Schnellkupplung S970SL:

1 Aircaler, 1 Drehmomentschlüssel,
je 1 Spitzenaufsatz S1, S2, S3,
1 Tip Cover L (Aufsatzschutz)

J-159 086 | 1 Set | € 940,00
€ 699,00



Nicht mit 4+1 Aktion kombinierbar.

NSK

940,-
699,-



S-Max M Lichtturbinen

Herstellergarantie M800/M900
Serie Turbinen: 24 Monate.

Direktanschluss an KaVo® Kupplung:

S-Max M800KL Mini-Kopf,
Kopfgröße Ø 10,6 x 12,5 mm
J-759 015 | 1 Stck. | **€ 565,00**
€ 359,00

S-Max M900KL Standard-Kopf,
Kopfgröße Ø 12,1 x 13,5 mm
J-759 016 | 1 Stck. | **€ 565,00**
€ 359,00

Direktanschluss an Sirona® Kupplung:

S-Max M800SL Standard-Kopf,
Kopfgröße Ø 12,1 x 13,5 mm
J-759 017 | 1 Stck. | **€ 565,00**
€ 359,00

S-Max M900 SL Mini-Kopf,
Kopfgröße Ø 10,6 x 12,5 mm
J-759 018 | 1 Stck. | **€ 565,00**
€ 359,00

Nicht mit 4+1 Aktion kombinierbar.



S-Max M Hand- und Winkelstücke

Garantie: 24 Monate.

Winkelstück S-Max M95L mit Licht rot,
4-fach Spray, 1:5 Übersetzung,
Keramikgugellager, FG-Schaft
J-698 890 | 1 Stck. | **€ 615,00**
€ 425,00

Winkelstück S-Max M25L mit Licht blau,
1-fach Spray, 1:1 Übertragung
J-698 891 | 1 Stck. | **€ 469,00**
€ 299,00

Winkelstück S-Max M15L mit Licht grün,
1-fach Spray, 4:1 Untersezung
J-698 892 | 1 Stck. | **€ 550,00**
€ 339,00

Handstück S-Max M65 ohne Licht blau,
1-fach-Spray, 1:1 Übertragung
J-698 893 | 1 Stck. | **€ 329,00**
€ 229,00

Nicht mit 4+1 Aktion kombinierbar.



~~565,-~~
359,-

36%
SPAREN

NSK



~~329,-~~ ab
229,-

BIS ZU
36%
SPAREN

NSK

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter:
0 60 42 / 88 00 88
Mo, Di, Do 7.30 - 17.30 Uhr
Mi 7.30 - 17.00 Uhr | Fr 7.30 - 16.00 Uhr



App:
heja+
(Apple Store/Play Store)



Online via Web:
www.mwdental.de
www.mwdental.at (Österreich)



Freefax:
00 800 / 88 00 80 01
(Gültig für Deutschland
und Österreich)

UNSER SERVICE FÜR SIE:



Ruck-Zuck-Lieferservice
Alles was Sie bis 17.00 Uhr
bestellen, wird am selben Tag
bearbeitet und versendet.



Porto sparen
Ab einem Nettowarenwert von € 150,-
erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Garantie

Sie erhalten stets frische Ware. Die in
diesem Katalog gelisteten Artikel sind
zu 99 % lieferbar. Auslaufprodukte jedoch
nur solange der Vorrat reicht.

Preise

Alle angegebenen Preise verstehen sich in
€ netto, zuzüglich der jeweils landesgültigen
MwSt. und sind gültig bis zum 04.01.2022.

Rabatt

Informationen zu unserem Rabatt-System
erhalten Sie unter der Telefonnummer:
0 60 42 / 88 00 88

Frachtkosten

Frei Haus-Lieferungen bei Bestellungen
ab einem Nettowarenwert von € 150,-
innerhalb Deutschlands und Österreichs.
Unter einem Nettowarenwert von € 150,-
berechnen wir die Versandkosten nach
tatsächlichem Aufwand.

Lieferung

Der Versand erfolgt schnellstmöglich per
privatem Zustelldienst direkt ab M+W Dental
in Büdingen. Lieferungen, auch frei Haus, auf
Gefahr des Bestellers. Eventuelle Transport-
schäden oder Fehllieferungen bitte sofort
telefonisch mitteilen.

Mindestbestellwert

Für Ihre Bestellung bei M+W gibt es keinen
Mindestbestellwert. Für Kleinbestellungen
mit einem Nettobestellwert unter € 40,-
(ohne Versandkosten) berechnen wir einen
Mindermengenzuschlag von € 4,90.

Zahlung

Die Rechnung liegt Ihrer Lieferung bei und
ist innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu
bezahlen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung Eigentum von M+W Dental.

Rückgaberecht

Sie haben innerhalb von 14 Tagen ein
Rückgaberecht bei originalverpackter Ware.
Das Rückgaberecht gilt jedoch nicht für

Medikamente und Sonderbestellungen.
Bitte beachten: Ware transportsicher ver-
packen, Retourenschein beilegen und
ausreichend frankiert zurücksenden.

Erfüllungsort

Erfüllungs- und Gerichtsort ist Büdingen.

Sonstiges

© M+W Dental, Büdingen. Nachdruck aus
diesem Katalog, auch auszugsweise, ist ohne
Genehmigung nicht gestattet. Irrtümer,
Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Wir sind bemüht, immer aktuelle Fotos im
Katalog abzubilden, die Abbildungen sind
jedoch nicht verbindlich.

Synea Fusion Aktionspakete*

Die Lieferung der Aktionspakete erfolgt direkt ab Fa. W&H.

50%
SPAREN
GEGENÜBER UVP

Aktionspaket 1

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-99LT
J-759 065 | 1 Paket | ~~€ 1.398,00~~
€ 1.096,00



Aktionspaket 2

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-56LT
J-759 066 | 1 Paket | ~~€ 978,00~~
€ 760,00



Aktionspaket 3

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-66LT
J-759 067 | 1 Paket | ~~€ 1.158,00~~
€ 901,00



Aktionspaket 4

2 x Synea Fusion Handstück HG-43A
J-759 068 | 1 Paket | ~~€ 698,00~~
€ 552,00



Aktionspaket 5

2 x Synea Fusion Turbine TG-98L
J-759 069 | 1 Paket | ~~€ 1.090,00~~
€ 861,00



Aktionspaket 6

2 x Synea Fusion Turbine TG-98LM
J-759 070 | 1 Paket | ~~€ 1.090,00~~
€ 861,00



ab **552,-**



* Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Proxeo Twist LatchShort

Aktionspaket:

1 Prophylaxe Winkelstück
WP-66 W, 4:1
+ 1 Prophy-Kelch
weich/apfelgrün, 144 Stck.
J-759 009 | 1 Paket | ~~€ 355,00~~
€ 295,00

- Bis zu 4 mm geringere Arbeitshöhe
- Komfortables Druckknopfspannsystem
- Langlebig durch perfekte Abdichtung



~~355,-~~
295,-



AKTION

INKLUSIVE 1 PACKUNG
PROPHY-KELCHE
IM WERT VON € 75,20

AUSLIEFERUNG ERFOLGT DIREKT DURCH FIRMA W&H

3+1

BEI BESTELLUNG VON 4 INSTRUMENTEN AUS DER SYNEA FUSION UND VISION SERIE,
ERHALTEN SIE EINEN PREISNACHLASS IM WERT DES
JEWEILS GÜNSTIGSTEN INSTRUMENTES IM PAKET.

BEI BESTELLUNG ÜBER UNSEREN WEBSHOP BITTE IM BEMERKUNGSFELD „W&H 3+1“ ANGEBEN.

Synea Vision Hand- und Winkelstücke

Schnelllauf-Winkelstück WK-99LT rot:

1:5, 5-fach Spray, Kopf Ø 9,5 mm, FG-Schaft
J-459 065 | 1 Stck. | € 1.169,00
€ 899,00

Schnelllauf-Winkelstück WK-93LT rot:

1:4,5, 5-fach Spray, Kopf Ø 9,1 mm, FG-Schaft
J-459 066 | 1 Stck. | € 1.169,00
€ 899,00

Winkelstück WK-56LT blau:

1:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft
J-459 067 | 1 Stck. | € 795,00
€ 625,00

Untersetzungs-Winkelstück WK-66LT grün:

2:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft
J-459 068 | 1 Stck. | € 869,00
€ 679,00

Untersetzungs-Winkelstück WK-86LT grün:

8:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft
J-459 069 | 1 Stck. | € 949,00
€ 749,00

Handstück HK-43LT blau:

1:1, 1fach-Spray, Drehschaltung mit Verriegelung
J-459 070 | 1 Stck. | € 779,00
€ 599,00



Schnelllauf-Winkelstück
WK-99LT rot



Handstück
HK-43LT blau



ab 599,-



Synea Fusion Turbinen

TG-97L:

Mini-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 10 mm,
Licht LED+, Durchzugskraft 16 W bzw. 18 W ab SN-012631
J-359 080 | 1 Stck. | € 699,00
€ 545,00

TG-98L:

Midi-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm,
Licht LED+, Durchzugskraft 19 W bzw. 21 W ab SN-028880
J-359 081 | 1 Stck. | € 699,00
€ 545,00

TG-97LM:

Mini-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht
Kompaktglasstab, Durchzugskraft 16 W bzw. 18 W ab SN-002910
J-359 082 | 1 Stck. | € 699,00
€ 545,00

TG-98LM:

Midi-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht
Kompaktglasstab, Durchzugskraft 19 W bzw. 21 W ab SN-007442
J-359 083 | 1 Stck. | € 699,00
€ 545,00



699,-
545,-



Synea Fusion Hand- und Winkelstücke

Schnelllauf-Winkelstück WG-99LT rot:

1:5 Übersetzung, FG-Schaft, mit Licht
J-359 085 | 1 Stck. | € 885,00
€ 699,00

Winkelstück WG-56LT blau:

1:1 Übertragung, WST-Schaft, mit Licht
J-359 086 | 1 Stck. | € 615,00
€ 489,00

Winkelstück WG-66LT grün:

2:1 Reduzierung, WST-Schaft, mit Licht
J-359 087 | 1 Stck. | € 729,00
€ 579,00

Schnelllauf-Winkelstück WG-99A rot:

1:5 Übersetzung, FG-Schaft, ohne Licht
J-359 088 | 1 Stck. | € 675,00
€ 529,00

Handstück HG-43A blau:

1:1 Übertragung, ohne Licht
J-359 089 | 1 Stck. | € 449,00
€ 349,00



ab 349,-



Synea Vision Turbinen

TK-97L:

Mini-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht
5-fach Ring LED+, Durchzugskraft 18 W bzw. 21 W ab SN-06030
J-459 062 | 1 Stck. | € 1.110,00
€ 875,00

TK-98L:

Midi-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht
5-fach Ring LED+, Durchzugskraft 21 W bzw. 24 W ab SN-07939
J-459 063 | 1 Stck. | € 1.110,00
€ 875,00

TK-97LM:

Mini-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht
Kompaktglasstab, Durchzugskraft 18 W bzw. 21 W ab SN-01475
J-459 060 | 1 Stck. | € 939,00
€ 725,00

TK-98LM:

Midi-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht
Kompaktglasstab, Durchzugskraft 21 W bzw. 24 W ab SN-02151
J-459 061 | 1 Stck. | € 939,00
€ 725,00



TK-98L

TK-97LM



ab 725,-





TwinPower Turbinen

Technische Daten:
Druckknopf Spannsystem
Drehzahl: 350.000 U/Min.
Licht: 25.000 Lux, 3 Spraydüsen
Kopfdurchmesser: 12,0 mm
Kopfhöhe: 13,2 mm
Gewicht: 53 g
Garantie: 24 Monate

Kupplung	TwinPower Turbine 4HX-O
für KaVo MULTiflex	J-398 876
für Sirona	J-398 877
für W&H Kupplung	J-398 878
je Stck.	€ 885,00 € 699,00

Intensiv Swingle

Vorteile:

- Effizienter Einsatz oszillierender Feilen & Strips in freier Bewegung oder fixierter Position mit einem Winkelstück
- Hub 0,9 mm; 20.000 oszillierende Bewegungen bei 40.000 U/Min
- Winkelstück mit integriertem Wasserspray und Licht
- Umfangreiche Sicht auf das Operationsfeld
- 12 fixierte Positionen innerhalb 360°
- Sicherer, rutschfester Halt
- 24 Monate Herstellergarantie



Professional Kit mit Licht:

- 1 Winkelstück WG-69LT Cons
 - W&H Synea mit Licht
 - 1 Ausstoßer Ref. 053
 - 1 Düsenreiniger Ref. 054
 - 3 Proxoshape Coarse Ref. PSC80
 - je 2 Proxoshape Ref. PS1, PS2, PS3
- J-243 232 | 1 Pckg. | € 995,00
€ 799,00

Sonderstaffel
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 699,00

Professional Kit ohne Licht:

- 1 Winkelstück WG-69A Cons
 - W&H Synea ohne Licht
 - 1 Ausstoßer Ref. 053
 - 1 Düsenreiniger Ref. 054
 - 3 Proxoshape Coarse Ref. PSC80
 - je 2 Proxoshape Ref. PS1, PS2, PS3
- J-838 832 | 1 Pckg. | € 695,00
€ 555,00

Sonderstaffel
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 485,00

Kombinationssystem für die beste Performance



NSK YOUNG SMILEBOX

NSK Polierwinkelstück FX57m
mit YOUNG Materialien-Sortiment
J-443 823 | 1 Pckg. | € 283,20
€ 199,00

Die NSK YOUNG SMILEBOX enthält:

- FX57m Polier-Winkelstück
Edelstahl, 4:1 Untersetzung
Ultraschallkopf für Schraubkelche
- Young™ Elite Original™ Cup, Packung à 144 Stck.
Außen- und Innenlamellen. Entfernen Verfärbungen, spritzen deutlich weniger und unterstützen bei der interproximalen Reinigung. Besonders kurzer Cup für optimalen Zugang.
- Young™ Polierpaste, Minze, Packung à 125 Stck.
Reinigung und Glanz in nur einem Anwendungsschritt. Weniger Verspritzen, fluoridfrei. Mit Backnatron: hellt auf und senkt den pH-Wert. Glutenfrei.
- 2Tone™ Anfärbelösung, Flasche à 59 ml
Mit Zweifarbreaktion: Neuere Beläge werden rot und ältere blau angezeigt. Ohne Erythrosin und Gluten.
- DryTips®, klein, Packung à 50 Stck.
Übertreffen die Speichelaufnahme von Watterollen oder anderen Pads um Längen. Außerdem verlieren sie während der Behandlung keine Flüssigkeit. DryTips® erleichtern die Arbeit vor allem im hinteren Teil der Mundhöhle, da sie den Behandlungsbereich sauber und trocken halten.



simplee SCALER ANSÄTZE

ZEG Ansätze aus korrosionsbeständigem, flexiblem Stahl.


KaVo* Piezo LED:



KaVo* Sonicflex quick 2008:



KaVo* Sonicflex 2000 N/Lux 2003 LX:



KaVo* Piezolutux/ Sonosoft:



Sirona* Zahnsteinentfernungsgeräte:




NSK* Zahnsteinentfernungsgeräte:



EMS* Zahnsteinentfernungsgeräte:



Satelec* Zahnsteinentfernungsgeräte:



Drehmomentschlüssel:



Die passenden Ultraschallscaler finden Sie auf S. 26 in den **M+W HIGHLIGHTS 2021**



28,50

* KaVo ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Kaltenbach & Voigt GmbH, Deutschland
Sirona ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Sirona Dental Systems GmbH, Deutschland
NSK ist ein eingetragenes Markenzeichen der NSK Ltd.
EMS ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma EMS/ Ferton Holding
Satelec ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Acteon

ALT GEGEN NEU

VALO/VALO™ Cordless LED-Polymerisationsleuchten

VALO™ Kit

(1 Polymerisationsleuchte mit Kabel ca. 2,13 m,
1 Universal-Netzteil mit Kabel ca. 1,83 m,
1 Light Shield, 1 Handstück-Halter,
50 Hygieneschutzhüllen, 1 Light Shield):

UP5919 Schwarz

J-076 000 | 1 Kit | € 1.020,00
€ 899,00



€ 265,-
GUTSCHRIFT

VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

VALO™ Cordless Kit

(1 Polymerisationsleuchte, 1 Ladestation
inkl. Netzteil, 4 aufladbare Batterien,
1 Handstückhalter, 50 Cordless Hygiene-
schutzhüllen, 1 Light Shield)

Farbe

UP5941 Schwarz

J-076 010

je Kit

€ 1.069,00
€ 934,00



€ 300,-
GUTSCHRIFT

VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

VALO™ Grand Cordless Kit

(1 VALO Grand LED-Polymerisationsleuchte,
4 Wiederaufladbare Batterien, 1 Batterieladegerät,
1 Ladegerät-Netzteil, 1 Handstückhalter,
1 VALO Grand Light Shield, 50 Hygieneschutzhüllen)

Farbe

Black

J-141 592

Red Rock

J-343 584

Midnight

J-343 583

je Kit

€ 1.399,00
€ 1.145,00



€ 350,-
GUTSCHRIFT

VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES



Technische Daten:

Länge:

VALO™ Corded: 23,5 cm

VALO™ Cordless & Grand: 20,3 cm

Gewicht:

VALO™ Corded: 115 g

VALO™ Grand & VALO™ Grand Cordless: 136 g (ohne Batterien)

Leuchtenkopf: H 11,4 mm, B 13,3 mm

Ø Linse:

VALO™ & VALO™ Cordless: 9,6 mm

VALO™ Grand Cordless: 11,7 mm

Wellenlängen-Spektrum: 385 – 515 nm

Garantie: 5 Jahre



ab 634,-*

* bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes



ALT GEGEN NEU

Bluephase G4

Technische Daten:
Lichtleistung: bis zu 1.200 mW/cm²
Wellenlängenbereich: 385 – 515 nm
Garantie 3 Jahre, auf Akku 1 Jahr

1 Handstück, 1 Ladegerät,
1 Netzkabel, 1 Akku, 1 Handstück-
ablage, 1 Lichtleiter 10 mm
J-191 000 | 1 Stck. | ~~€ 1.139,00~~
€ 895,00

Bluephase G4 + Radiometer
J-191 001 | 1 Stck. | ~~€ 1.289,00~~
€ 995,00

› Lichtintensität
1.200 mW/cm²



€ 200,-
GUTSCHRIFT
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

ivoclar
vivadent

~~1.139,-~~
895,-



Smartlite Pro

Technische Daten:
Lichtleistung von ~1250 mW/cm²
Wellenlängenbereich Cure Aufsatz: 450 – 480 nm
(Intensitätsmaximum bei ca. 465 nm)
Handstück mit Akku: 120 Gramm

Basispackung:
1 Handstück, 1 Cure Tip, 2 Akkus,
1 Ladestation mit integriertem
Radiometer, 3 Lichtschutzschild,
Netzteil mit USB-Ladekabel,
Schutzhüllen, Gebrauchsanweisung,
Aushärtungsübersicht
J-188 089 | 1 Stck. | ~~€ 1.325,00~~
€ 1.195,00

Einführungspackung:
1 Handstück, 1 Cure Tip, 1
1 Illumination Tip, 2 Akkus, 1 Ladestation mit
integriertem Radiometer,
3 Lichtschutzschild, Netzteil
mit USB-Ladekabel,
Schutzhüllen, Gebrauchsanweisung,
Aushärtungsübersicht
J-188 088 | 1 Stck. | ~~€ 1.425,00~~
€ 1.295,00

NEU

› inkl. Transilluminations-Tip
+ 2. Akku

~~1.325,-~~ ab

Dentsply
Sirona

1.195,-



€ 150,-
GUTSCHRIFT
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

Bluephase PowerCure

Bluephase PowerCure 100 – 240V
J-091 098 | 1 Pckg. | ~~€ 1.479,00~~
€ 1.125,00

› Lichtintensität
3.000 mW/cm²



€ 200,-
GUTSCHRIFT
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

ivoclar
vivadent

~~1.479,-~~
1.125,-



Bluephase Style

Technische Daten:
Hohe Lichtintensität von 1.200 mW/cm²
Komfortable 2 Knopfbedienung mit
3 Zeiteinstellungen (10, 15 und 20 Sekunden)
Mit Click und Cure Funktion
für optionalen Netzbetrieb
Leistungsstarker Akku für
20 Minuten Betriebsdauer
3 Jahre Garantie (Akku 1 Jahr)

1 Handstück, 1 Akku, 1 Ladestation,
1 Netzgerät, 1 Netzkabel, 1 Lichtleiter
10 mm schwarz, 3 Blendschutzkegel,
50 Schutzhüllen:
grau
J-091 050 | 1 Stck. | ~~€ 1.145,00~~
€ 925,00

pink
J-091 067 | 1 Stck. | ~~€ 1.145,00~~
€ 925,00

grün
J-091 068 | 1 Stck. | ~~€ 1.145,00~~
€ 925,00

€ 200,-
GUTSCHRIFT
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES



ivoclar
vivadent

~~1.145,-~~
925,-



30% SPAREN BEI DIESEN LAMPEN!

M+W Edelingh Hochleistungs-Polymerisationslampe

Lieferumfang:

1 Handstück, 1 Ladekabel,
50 Einweghüllen, 1 Halter,
ausführliche Gebrauchsanleitung

schwarz
J-144 010 | 1 Stck. | € 729,00
€ 499,00

weiß
J-144 011 | 1 Stck. | € 729,00
€ 499,00

Technische Daten:
Batterie: starke Li-Ionen Batterie
für bis zu 4.000 Sek. Arbeitszeit
Kopfgröße: H 14 mm, Ø 16 mm
Handstück: L 215 mm, 215 g Gewicht
24 Monate Garantie



- Bis 3.500 mW/cm²
- Zusätzlicher Modus mit
1 x 3 Sekunden oder
12 x 3 Sekunden Aushärtungszeit
- Zum Befestigen von Brackets
hervorragend geeignet



~~729,-~~
499,-



M+W select SUPERLITE 1300

Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
Lichtintensität: max. 1'300 mW
Wellenlängenbereich: 430 – 490 nm
Gewicht: Ladegerät 560 g,
Handstück 245 g (inkl. Akku und Lichtleiter)
Länge Handstück: 196 mm (inklusive Lichtleiter)
Maße Ladestation (L x B x H): 180 x 130 x 66 mm
Akku: Li-Ion 2200 mAh, 3,7 V (4.000 Belichtungszyklen)
Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

Superlite 1300

J-100 045 | 1 Stck. | € 339,00
€ 235,00

Bleaching Lightguide

J-100 046 | 1 Stck. | € 57,50
€ 46,50



~~339,-~~
235,-



M+W select SUPERLITE POWER PEN

Lieferumfang:

1 Handstück mit eingebautem Akku,
1 Ladekabel, 1 Lichtleiter 8 mm,
1 Blendschutzschild,
1 Handteilerhalter (Kunststoff)

silber
J-200 025 | 1 Pckg. | € 229,00
€ 159,00

weiß
J-200 026 | 1 Pckg. | € 229,00
€ 159,00

schwarz
J-200 027 | 1 Pckg. | € 229,00
€ 159,00

Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
Lichtintensität: bis zu 1.100 mW/cm²
Wellenlängenbereich: 410 nm bis 490 nm
Gewicht Handstück: 100 g
Länge Handstück ohne Lichtleiter: 148 mm
Durchmesser Handstück: max. 25 mm
Akku: Li-Ionen Batterie (800 mAh)
Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

M+W select SUPERLITE COLOR PEN

Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
Lichtintensität: bis zu 1.100 mW/cm²
Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm
Gewicht Handstück: 100 g
Akku: Li-Ion Batterie (800 mAh)
Garantie: Lampe 24 Monate /
Akku 6 Monate / Lichtleiter keine Garantie

Lieferumfang:

1 Handstück mit eingebautem Akku,
1 Ladekabel, 1 Lichtleiter 8 mm,
1 Blendschutzschild,
1 Wandhalter aus Kunststoff

Farbe

weiß	J-200 000
orange	J-200 001
lichtgrün	J-200 002
blau	J-200 003
lila	J-200 004
rosa	J-200 005
grau	J-200 006
je Stck.	€ 179,00 € 125,00



~~229,-~~
159,-



~~179,-~~
125,-



Translux 2Wave

Technische Daten:

Breitbandspektrum: 385 – 510 nm
Lichtleistung: 1.400 mW/cm²
360° drehbarer Lichtleiter mit 70° Winkel
Garantie: 2 Jahre

Translux 2Wave:

Handstück, Batterie, Lichtleiter 8 mm,
Schutzhülle, Ladegerät,
Netzgerät, 3 Adapter
J-042 045 | 1 Stck. | ~~€ 1.225,00~~
€ 975,00



~~1.225,-~~
975,-



Translux Wave

Technische Daten:

Spektrum: 440 – 480 nm
Lichtleistung: 1.200 mW/cm²
360° drehbarer Lichtleiter mit 70° Winkel
Garantie: 2 Jahre

Translux Wave:

Handstück, Batterie, Lichtleiter 8 mm,
Schutzhülle, Ladegerät,
Netzgerät, 3 Adapter
J-042 040 | 1 Stck. | ~~€ 839,00~~
€ 645,00



~~839,-~~
645,-



Elipar DeepCure

34%
SPAREN

Technische Daten (Handteil):

Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku
Nennspannung 3,7 V
Nutzbarer Lichtwellenlängenbereich:
430 – 480 nm
Lichtintensität (zwischen 400 und 515 nm):
1.470 mW/cm² (unabhängig
vom Ladezustand des Akkus)
Lichtaustrittsfläche: 60-65 mm² (optisch aktiv)
Maße: Durchmesser 28 mm, Länge 270 mm
Gewicht inkl. Lichtleiter:
250 g (Version S) bzw. 180 g (Version L)
Garantie: 2 Jahre

Elipar DeepCure-S (Edelstahlvariante)

J-020 062 | 1 Stck. | ~~€ 1.285,00~~
€ 849,00

Elipar DeepCure-L (Kunststoffvariante)

J-020 063 | 1 Stck. | ~~€ 679,00~~
€ 444,00



~~679,-~~ ab
444,-



SmartLite Focus

• Lichtintensität (1000 mW/cm²)

- Für direkte und indirekte Restauration
- Direkter Zugang und einfache Handhabung
- Nahezu permanente Verfügbarkeit

SmartLite Focus Intro:

- 1 x SmartLite FOCUS
- 1 x SmartLite FOCUS Ladestation
- 1 x SmartLite FOCUS Akku
- 5 x SmartLite FOCUS Augenschutzfilter
- 300 x SmartLite Schutzhüllen
- 1 x SmartLite FOCUS Netzgerät-Stecker
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Aushärtungsübersicht

J-188 040 | 1 Pckg. | ~~€ 855,00~~
€ 725,00



**> Kabelloses LED-Lichtpolymerisationsgerät –
focussiert auf das Wesentliche**



~~855,-~~
725,-



Polymerisationslampe

Technische Daten:

Wellenlänge: 420 – 480 nm
Lichtintensität: 1.000 und 2.000 mW/cm²
Durchmesser Linse: 10,7 mm
Länge Handstück: 23,1 cm
Durchmesser Handstück: 2,5 cm
Gewicht Handstück: 88 g
Batterie: Li-Mn Batterie, 3,7 V, 600 mAh
Garantie: 2 Jahre, ausgenommen sind Linsen und Batterie

1 Polymerisationslampe,
Ladestation, Netzkabel,
Tacklinglinse, zusätzliche
Standardlinse

J-759 040 | 1 Stck. | € 639,00
€ 450,00

Nur solange Vorrat reicht.

Exklusiv
bei MW



Kabellose LED
Polymerisationslampe

parkell

~~639,-~~
450,-



D-Light® Pro Kit

Technische Daten:

Wellenlänge: 400 – 480 nm
Lichtintensität: 700 mW/cm²
und 1.400 mW/cm²
Garantie: 2 Jahre

Kit:

Handstückhülle und Elektromodul,
Lichtleiter 8 mm, 2 Akkus, Ladestation,
Netzteil, EU-UK-Adapter, fester Augenschutz,
weicher Augenschutz (3 Stck.)

J-047 002 | 1 Pckg. | € 1.150,00
€ 799,00

LED-Polymerisationslampe
mit dualer Wellenlänge
und integriertem
Erkennungsmodus



ACTEON

~~1.150,-~~
799,-



DEMI Plus

Technische Daten:

Lichtleistung: 1.100 – 1.330 mW/cm²
Garantie: 3 Jahre / 1 Jahr auf den Akku

DEMI Plus:

- 1 Handteil
- 1 Ladestation
- 1 Akku
- 1 Netzteil
- 1 Turbo Lichtleiter 8 mm
- 1 Schutzschild

J-036 040 | 1 Pckg. | € 1.059,00
€ 799,00



KAVO Kerr
Dental Excellence

~~1.059,-~~
799,-



Mini L.E.D. Polymerisationslampen

Technische Daten:

Wellenlänge: 420-480 nm
Lichtleistung:
Mini L.E.D. bis zu 1.250 mW/cm² / 3 Programme,
Mini L.E.D. Active bis zu 1.492 mW/cm²,
Mini L.E.D. Ortho 2 bis zu 3.000 mW/cm²
Garantie: 2 Jahre auf das Handstück,
1 Jahr auf die Ladestation und das Zubehör,
6 Monate auf die Akkus

Lieferumfang:

- 1 Ladestation mit Netzstecker
- 1 Handstück
- 1 Lichtleiter
- 1 Blendschutz

Mini L.E.D.
J-798 050 | 1 Stck. | € 839,00
€ 669,00

Mini L.E.D. Active
J-798 042 | 1 Stck. | € 569,00
€ 399,00

Mini L.E.D. Ortho 2
J-798 057 | 1 Stck. | € 1.075,00
€ 859,00



Mini L.E.D.
Ortho 2



Mini L.E.D.



Mini L.E.D.
Active

ACTEON
Germany

~~559,-~~ ab
399,-



M+W select KAPSELMISCHER

- Zeit im Sekundenschnitt wählbar
 - 10 Speicherplätze
 - 4.200 U/Min.
 - 2 Jahre Garantie
- J-200 020 | 1 Stck. | € 299,00
€ 239,00

20%
SPAREN



299,-
239,-



RotoMix

Technische Daten:
Mischfrequenz: 2.850 Schwingungen/Min.
Zentrifugierfrequenz: 2.950 UpM
Maße (H x B x T): 21 x 18 x 25 cm
Gewicht: 4 kg

RotoMix Kapselmischer
J-020 015 | 1 Stck. | € 792,10
€ 549,00



31%
SPAREN

- Praktisch blasenfreie durch Zentrifugsbewegung
- Bis zu 30% verkürzte Mischzeiten (im Vergleich zu CapMix™)
- Einfaches Einlegen in selbstverriegelnden Kapselhalter
- Frei programmierbare Mischzeit oder Festzeiten (8 und 10 Sek.)
- Abschaltbare Zentrifugsbewegung
- Geräuscharmes Mischen

Bringt durch Rotationsmischprinzip eine komplett homogene Mischung aus

792,10
549,-

3M Science. Applied to Life.™



Silamat S6

Technische Daten:
Maße: H 17 x B 24 x T 23 cm
Garantie: 3 Jahre

Silamat S6
J-091 011 | 1 Stck. | € 585,00
€ 499,00



585,-
499,-

ivoclar
vivadent



Capmix

Technische Daten:
Mischfrequenz:
4.300 Schwingungen/Min.
Maße (H x B x T): 16 x 19,5 x 19,5 cm
Garantie: 2 Jahre

Capmix
J-020 005 | 1 Stck. | € 498,00
€ 342,00



31%
SPAREN

498,-
342,-

3M Science. Applied to Life.™



Perio-Mate

Inhalt:

- Perio-Mate Gerät (Pulverkammer und Handstück)
- 40 Stck. sterile Einweg-Düsenstippen
- 100 g Flasche Perio-Mate Powder
- 1 Reinigungsset
- 1 Fläschchen Öl
- 1 Ersatz-Pulverkammerdeckel

PER-KV-P für KaVo Multiflex Kupplung

J-459 050 | 1 Stck. | ~~€ 950,00~~
€ 699,00

PER-SR-P für Sirona Schnelkupplung

J-459 051 | 1 Stck. | ~~€ 950,00~~
€ 699,00

PER-WH-P für W&H RotoQuick Kupplung

J-459 052 | 1 Stck. | ~~€ 950,00~~
€ 699,00



~~950,-~~
699,-

NSK



Prophy-Mate neo

Garantie: 12 Monate.

Prophy-Mate neo (1 Handstück mit 60°- und 80°-Düsen, Reinigungsbürste, Draht und Düsendrähte, 5 x 15 g Sticks FLASHpearl Reinigungspulver, Pulverbehälterdeckel, Schraubschlüssel zum Wechseln der Düse):

PMNG-KV-P für KaVo MULTIflex Kupplung

J-598 053 | 1 Stck. | ~~€ 799,00~~
€ 599,00

PMNG-SR-P für Sirona Schnelkupplung

J-598 054 | 1 Stck. | ~~€ 799,00~~
€ 599,00

PMNG-WH-P für W&H Kupplung

J-917 020 | 1 Stck. | ~~€ 799,00~~
€ 599,00



~~799,-~~
599,-

NSK



Air Flow Handy 2+

Garantie 12 Monate.

Air Flow Handy 2+ mit 120° Düse, Verschlusskappe, Wartungsset, 300 g Air Flow:

KaVo anthrazit

J-698 895 | 1 Stck. | ~~€ 865,00~~
€ 745,00

Sirona anthrazit

J-698 898 | 1 Stck. | ~~€ 865,00~~
€ 745,00



~~865,-~~
745,-

EMS



AIR-FLOW handy 3.0 / - PERIO

AIR-FLOW handy 3.0 (1 AIR-FLOW handy 3.0, 1 120° Sprayhandstück AIR-FLOW, 300 g Flasche AIR-FLOW Pulver CLASSIC, 1 Nachfüllvorrichtung AIR-FLOW Easy Fill 3.0, 1 Reinigungsvorrichtung AIR-FLOW Easy Clean, 1 Wartungsset):

KaVo

J-559 000 | 1 Stck. | ~~€ 1.090,00~~
€ 925,00

Sirona

J-559 001 | 1 Stck. | ~~€ 1.090,00~~
€ 925,00

AIR-FLOW handy 3.0 PREMIUM:

(1 AIR-FLOW handy 3.0, 1 Sprayhandstück AIR-FLOW PLUS, 40 PERIO-FLOW Einwegdüsen, 1 Nachfüllvorrichtung AIR-FLOW Easy Fill 3.0, 1 Reinigungsvorrichtung AIR-FLOW Easy Clean, 1 Wartungsset):

KaVo

J-559 002 | 1 Stck. | ~~€ 1.540,00~~
€ 1.325,00

Sirona

J-559 003 | 1 Stck. | ~~€ 1.540,00~~
€ 1.325,00



~~1.090,-~~ ab
925,-

EMS



MyLUNOS

Garantie 24 Monate.

Inhalt:

- 1 Düse Supra
- 180 g Lunos Prophylaxepulver Gentle Clean
- 1 Prophy-Kanüle
- 1 Pulverbehälter, Ablage für Pulverbehälter, Funktions-Tool für die manuelle und maschinelle Aufbereitung, Prophylaxekanüle, Spüladapter-Set, O-Ring Sets

mit KaVo Anschluss

J-013 005 | 1 Stck. | ~~€ 1.358,00~~
€ 1.099,00

mit Sirona Anschluss

J-013 006 | 1 Stck. | ~~€ 1.358,00~~
€ 1.099,00

mit NSK Anschluss

J-013 007 | 1 Stck. | ~~€ 1.358,00~~
€ 1.099,00



~~1.358,-~~
1.099,-

DÜRR DENTAL



PROPHYflex 4

Prophy Box (1 PROPHYflex 4,
80 Sticks PROPHYpearls neutral,
80 Sticks PROPHYpearls Selection,
je 1 Kit Kerr OptiView Small,
OptiView Standard):

Wave
J-282 015 | 1 Pckg. | € 1.249,00
€ 899,00

Lime
J-282 016 | 1 Pckg. | € 1.249,00
€ 899,00

Flamingo
J-282 017 | 1 Pckg. | € 1.249,00
€ 899,00



KAVO Kerr
Dental Excellence

~~1.249,-~~
899,-



Air-N-Go easy Airpolisher

Technische Daten:

Spül- und Luftdurchflussmenge:
15 ml/Min. (+/- 5 ml/Min.)
max. Luftdruck 3 – 4 bar
Garantie: 2 Jahre

1 Air-N-Go easy Handstück
mit Supra Düse, 1 Adapter,
1 Supra Düse 120°, 1 Intro-Kit
mit 10 Classic-Pulversticks,
1 Air-N-Go easy Kit zur Instandhaltung
und Pflege, Quickstart, Quickclean:
F10100 für KaVo Multiflex Anschluss
J-559 080 | 1 Stck. | € 1.020,00
€ 799,00

F10101 für Sirona Anschluss
J-559 081 | 1 Stck. | € 1.020,00
€ 799,00



ACTEON
Germany

~~1.020,-~~
799,-



Dento-Prep

Dento-Prep
(Bitte zusätzlich entsprechenden Connector mitbestellen)
J-398 090 | 1 Stck. | € 225,00
€ 179,00

**Wahlweise wird dazu benötigt,
je nach Turbinen-Fabrikat:**

Connector K (KaVo)
J-398 091 | 1 Stck. | € 68,00
€ 55,00

Connector S (Sirona)
J-398 092 | 1 Stck. | € 68,00
€ 55,00

Connector W (W&H)
J-398 093 | 1 Stck. | € 68,00
€ 55,00



RÖNVIG
Dental Mfg. A/S

~~225,-~~
179,-



Airsonic Mini Sandblaster

- Zum Aufrauen der Klebeflächen von Kronen, Brücken, Brackets, Stiften etc.
- Gründlich aufgeraute Klebeflächen für eine optimale Haftung verschiedener Materialien
- Ideal für alle Metalle und Keramiken
- Auch zum Entfernen von Zementresten aus Kronen und Brücken

Airsonic Mini Sandblaster Set:

- Sandblaster, 60° Düse
- 20 g Aluminiumoxid
- J-022 028 | 1 Set | € 209,00
€ 169,00

Adapter Airsonic K (KaVo)
J-022 085 | 1 Stck. | € 76,40
€ 64,40

Adapter Airsonic S (Sirona)
J-022 086 | 1 Stck. | € 70,90
€ 59,90

Adapter Airsonic R (W&H Rotoquick)
J-022 087 | 1 Stck. | € 82,30
€ 69,90

Adapter Airsonic L (f. Laborkupplung)
J-022 088 | 1 Stck. | € 29,50
€ 24,90



Handliches Sandstrahlgerät

HÄGER
WERKEN

~~209,-~~
169,-



VDW.GOLD® RECIPROC®

VDW.GOLD Reciproc®:

- VDW.GOLD®RECIPROC® Motor inkl. 6:1 Winkelstück
- Steuereinheit, Mikromotor mit Kabel und Stecker (Kabellänge: 1,8 m)
- 2 Silikonschutzhüllen für das VDW 6:1 Winkelstück
- 2 Lippenclips
- Lippenclipkabel mit Ferritring (Kabellänge 1,7 m)
- 2 Feilenklemmen, Feilenklemmenkabel (Kabellänge: 1,7 m)
- Fußschalter mit Kabel (Kabellänge: 1,7 m)
- Netzteil (mit Ferritring) mit auswechselbaren Steckern für EU, UK, USA, AUS (Kabellänge: 1,8 m)
- Handstückablage
- Gebrauchsanweisung

J-058 050 | 1 Pckg. | € 2.435,00
– € 450,00*

Goldie-Sonderpreis € 1.985,00

* Bei Rückgabe Ihres alten Endo-Motors

FROM OLDIE TO GOLDIE

TAUSCHEN SIE IHREN ALTEN ENDO-
MOTOR GEGEN EINEN NEUEN
VDW.GOLD® RECIPROC® UND
SICHERN SIE SICH € 450,- BEI RÜCK-
GABE IHRES ALTEN ENDO-MOTORS**

** gültig für:

- alle alten Endo-Motoren, aber keine „stand alone“ Längenmessgeräte,
 - oder auch Endo-Winkelstücke der folgenden Modelle: W&H Excalibur, MM Giromatic, VDW Mtwo direct, VDW/Sirona Sironiti, NSK Endo Express, Kerr/Kavo Endowinkelstück für Endohandfeilen
- Bitte halten Sie bei der Bestellung die Seriennummer Ihres Altgerätes bereit.
Lieferung und Berechnung erfolgt über M+W Dental.
Abwicklung und Einweisung erfolgen über den zuständigen VDW Außendienst.
Bei Bestellung über unseren Webshop bitte im Bemerkungsfeld „VDW Aktion“ angeben.



Bei Rückgabe Ihres
alten Endo-Motors nur:

1.985,-



VDW.GOLD® RECIPROC® blue

Promo Bundle:

- 1 x VDW.GOLD® RECIPROC® inkl. Winkelstück 6:1
- 42 x R25 RECIPROC® blue Instrumente (25 mm) steril
- 6 x R40 RECIPROC® blue Instrumente (25 mm) steril
- 6 x R50 RECIPROC® blue Instrumente (25 mm) steril
- 90 x R25 RECIPROC® blue Papierspitzen, steril
- 60 x R40 RECIPROC® blue Papierspitzen, steril
- 30 x R50 RECIPROC® blue Papierspitzen, steril
- 36 x R25 RECIPROC® blue Guttaperchaspitzen
- 12 x R40 RECIPROC® blue Guttaperchaspitzen
- 12 x R50 RECIPROC® blue Guttaperchaspitzen
- 1 Endo-Übungszahn, trepaniert
- je 1 Anwenderkarte, Broschüre, Gebrauchsanweisung

J-359 635 | 1 Stck. | € 3.301,50
€ 2.495,00

INKLUSIVE RECIPROC®
PRODUKTE IM WERT
VON € 900,-



3.301,50

2.495,-



RECIPROC® direct

Starter Kit:

- 1 RECIPROC direct Winkelstück
- 12 x Reciproc blue Instrumente 25 mm R25
- 6 x Reciproc blue Instrumente 25 mm R40
- 6 x Reciproc blue Instrumente 25 mm R50
- Anwenderkarte, Gebrauchsanweisung
- 1 Sprayadapter

J-359 629 | 1 Pckg. | € 1.059,00
€ 915,00



1.059,-

915,-



Raypex 6

Technische Daten:

Gewicht: 350 g
Maße: B x L x H:
101 x 110 x 27 mm
(ausgeklappt 97 mm)
Akkubetrieb
Garantie: 1 Jahr
Zubehörteile 6 Monate

Raypex 6 Kit:

1 Raypex 6 Apexlokator,
1 Messkabel, 2 Lippenclips,
2 Feilenklemmen, 1 Feilenlanzette,
1 Netzteil, 1 Prüfstecker
für Funktionsprüfung
J-058 006 | 1 Kit | € 825,00
€ 699,00



~~825,-~~
699,-



EDDY™ Luftscaler

Starterkit Premium

für Dentsply Sirona Kupplung:

- 1 Proxeo Luftscaler ZA-55 LS mit Licht und Leistungsregelung
 - 240 EDDY® Spülspitzen, steril
- J-139 828 | 1 Kit | € 1.600,00
€ 1.390,00

Starterkit Premium

für Multiflex-Kupplung:

- 1 Proxeo Luftscaler ZA-55 LS mit Licht und Leistungsregelung
 - 240 EDDY® Spülspitzen, steril
- J-159 578 | 1 Kit | € 1.600,00
€ 1.390,00



EDDY™ FLEX.CANNULA Spülkanüle

40 Beutel à 1 Spülkanüle

J-058 070 | 1 Pckg. | € 58,90
€ 48,90



~~1.600,-~~
1.390,-



EDDY® – Instrumente zur Spülung des Wurzelkanals

Die gründliche Reinigung des gesamten Wurzelkanalsystems – einschließlich der Isthmen und lateralen Kanäle – ist ein wichtiger Schritt innerhalb der endodontischen Behandlung.

Entdecken Sie die hochwertigen, bequemen und effektiven Behandlungslösungen für die Wurzelkanalinfektion.

elements™ IC – das neue Obturationssystem

Das kabellose elements™ IC ist das neueste komplette und verlässliche Obturationssystem, das ein Downpack-Heizelement mit einem Backfill-Extruder kombiniert: Verlassen Sie sich auf die länger anhaltende Batterie, induktives Laden, und ein komfortables sowie ergonomisches Design.

Das elements IC ist ab sofort verfügbar und wird im Laufe des Jahres das elements™ free ersetzen.

ÜBER
50%
SPAREN

Elements™ IC Obturations-Paket

- **973-0600-TYPEF** - elements™ IC Obturation System (EU)
- **10 Patronen nach Wahl**
 - 972-2500 23GA Gutta Percha cartridge (medium body) - new type
 - 972-2501 25GA Gutta Percha cartridge (light body) - new type
 - 972-2502 23GA Gutta Percha cartridge (heavy body) - new type
- **4 Heat Pluggers nach Wahl**
 - 952-0031 Buchanan Heat Plugger .04 (XF)
 - 952-0004 Buchanan Heat Plugger .06 (F)
 - 952-0005 Buchanan Heat Plugger .08 (FM)
 - 952-0006 Buchanan Heat Plugger .10 (M)
 - 952-0007 Buchanan Heat Plugger .12 (ML)
- **4 Hand Pluggers nach Wahl**
 - 974-0060 Buchanan Hand Plugger 0
 - 974-0058 Buchanan Hand Plugger 1
 - 974-0059 Buchanan Hand Plugger 2

UVP € 4.010,56

Aktionspreis € 2.000,00

NEU

Just Endo it! Jetzt haben Sie die Kontrolle.



Einfach in der Anwendung
Sie arbeiten frei und bequem ohne Kabel



Ergonomisch
liegt gut in der Hand



Induktives Laden:
keine elektrischen Anschlüsse zwischen Handstücken und der Ladestation



Mind. 16 Kanäle mit nur einer Akkuladung
bei Standardtemperatur des Backfill Handstücks und Verwendung empfohlener Einstellungen (mehr als doppelt so viele wie bei elementsfree)*



3D-Füllung
qualitativ hochwertige 3D-Obturation des Wurzelkanalsystems



Weniger Zeitverlust aufgrund schnellerer Extrusion
(im Vergleich zu elementsfree)* Sie kontrollieren, wie schnell das Gutta Percha aus der Kartusche fließen soll



Einfach zu reinigen
Handstücke können ohne elektronische Anschlüsse einfach gereinigt werden. Kompatibel mit den gängigsten Reinigungslösungen



Vollständige Ladung in weniger als 3 Stunden
schneller bereit sein



Akku einfach austauschbar
schnelles und einfaches Wechseln des Akkus

* Daten auf Anfrage



Kerr™

UVP 4.010,56
2.000,-

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter **0 60 42 / 88 00 88.**

Gutta-Smart

Gutta-Smart Kit:

- 1 Flow-Handstück
- 1 Pack-Handstück
- 1 Basisstation
- je 1 Gutta-Smart Conform Fit Gutta Percha Kartuschen 20G, 23G (je 1 Blister mit 10 Kartuschen)
- 3 Elektrische Hitzeplugger (klein, mittel, groß)
- 1 Gutta-Smart Flow-Heizelement
- 1 Kanülenbiegewerkzeug
- 1 Netzwerkadapter
- 4 Steckeradapter (Typ A, C, G, I)
- 2 Verschlusskappen

J-988 650 | 1 Pckg. | € 1.950,00

€ 1.690,00



1.950,-

1.690,-

Dentsply
Sirona



EndoActivator

EndoActivator Set A0911:

- 1 Handstück/Driver (inkl. Batterie)
- je 25 Activator Tips klein, mittel, groß
- 100 Schutzhüllen
- 1 DVD mit Anleitung
- 1 Sequenzkarte

J-188 020 | 1 Stck. | € 425,00

€ 365,00



425,-

365,-

Dentsply
Sirona



GuttaCore

Vorteilsangebot GuttaCore (ISO):

1 Thermaprep 2, 20 GuttaCore Blister
à 6 Obturatoren (2 x ISO 020, 8 x ISO 025,
5 x ISO 030, 3 x ISO 035, 2 x ISO 040)

J-788 618 | 1 Pckg. | ~~€ 638,50~~
€ 535,00

Vorteilsangebot GuttaCore

für WaveOne Gold:

1 Thermaprep 2, 24 GuttaCore für
WaveOne Gold Blister à 5 Obturatoren
+ 1 Size Verifier (2 x Small, 18 x Primary,
2 x Medium, 2 x Large)

J-788 619 | 1 Pckg. | ~~€ 638,50~~
€ 535,00



Dentsply
Sirona

~~638,50~~
535,-



propex pixi

Technische Daten:

Maße: 66 x 55 x 18 mm
Gewicht: 55 g
Display-Typ: Farb-LED
Stromversorgung: AAA 1,2 V
1000 mAh NiMH-Akku
24 Monate Herstellergarantie,
für das Zubehör
(Kabel, Akku usw.) 6 Monate

Inhalt:

- 1 Ladegerät
- 1 Messkabel lang
- 2 Lippenclips
- 1 Anschlussshaken

J-188 050 | 1 Stck. | ~~€ 565,00~~
€ 479,00



Dentsply
Sirona

~~565,-~~
479,-



X-SMART®

X-SMART™ PLUS & Propex PIXI™ Kit:

- 1 Steuergerät
- 1 Motor-Handstück mit Kabel und Anschlussstecker
- 1 X-SMART® PLUS-Winkelstück (6:1)
- 1 Handstückablage
- 1 Spray-Düse vom F-Typ (zum Ölen)
- 1 Netzteil
- Gebrauchsanleitung
- + 1 Propex PIXI Apex Locator mit Zubehör
- + 31 Feilen WaveOne Gold (5 Blister Primary, 4 Blister Sortiment)
- 1 Blister ProGlider (3 Feilen, 25 mm)

J-140 025 | 1 Pckg. | ~~€ 2.355,00~~
€ 1.995,00

X-SMART™ mit WaveOne GOLD® Kit:

- 1 Steuergerät
- 1 Motor-Handstück mit Kabel und Anschlussstecker
- 1 X-SMART® PLUS-Winkelstück (6:1)
- 1 Handstückablage
- 1 Spray-Düse vom F-Typ (zum Ölen)
- 1 Netzteil
- Gebrauchsanleitung
- + 1 Torque Karte
- 1 Betriebsanleitung
- + 31 Feilen WaveOne Gold (5 Blister Primary, 4 Blister Sortiment)
- 1 Blister ProGlider (3 Feilen, 25 mm)

J-140 474 | 1 Pckg. | ~~€ 1.898,80~~
€ 1.595,00



Alles was Sie an X-SMART® schätzen – mit einem PLUS.

- Ein-Feilen-Wurzelkanalaufbereitung mit der reziproken Rotation von WaveOne®
- Kein Fußpedal: Ein-/Aus-Schalter am Motorhandstück
- Hervorragende Sichtbarkeit und Zugänglichkeit aufgrund des Miniatur-Winkelstücks
- Vorprogrammiert für verschiedene Feilensysteme:
Wählen Sie das von Ihnen bevorzugte System auf einen Blick aus.
- Anwenderfreundliches Interface mit "click-and-go"-Navigation und Schaltern für jede einzelne Funktion

Eigenschaften:

- Miniatur-Winkelstückkopf, der in sechs verschiedene Stellungen gebracht werden kann
- Ein-/Ausschaltknopf auf dem Motor-Handstück
- Reziprok rotierende und voll rotierende Bewegung
- Mit einer Feilenbibliothek mit voreingestellten Programmen für WAVEONE, PROTAPER NEXT, PROTAPER UNIVERSAL, PROGLIDER, PATHFILE, GATES, RECIPROC
- Sechs freie Programme für individuelle Einstellungen mit voll rotierender Bewegung
- Umkehr der Rotationsrichtung (Auto-Reverse) bei voreingestelltem Drehmoment-Grenzwert
- Drehmomentbereich: 0,6 Ncm bis 4,0 Ncm
- Drehzahlbereich: 250 U/min bis 1.200 U/min
- Betrieb mit einer aufladbaren Batterie oder Netzanschluss
- Akku-Laufzeit: ca. 2 Stunden Dauergebrauch
- Vollständige Aufladung in ca. 5 Stunden

Dentsply
Sirona

~~1.898,80 ab~~
1.595,-



iPex II

Technische Daten:

Stromversorgung: 1,5V AAA-Batterien (LR03 oder R03)
Dauerbetrieb: ca. 60 Stunden
Abmessung: B 60 x T 60 x H 86,5 mm
Gewicht: 76 g (Steuergerät ohne Batterie)
Garantie: 12 Monate

Komplettsset:

- 1 Steuergerät
- 1 Messkabel
- 3 Feilenclip
- 3 Lippenhaken
- 3 Mangan-trockenbatterien AAA

J-259 049 | 1 Set | € 799,00
€ 449,00



799,-

449,-



NSK

DentaPort ZX mit OTR Funktion

Garantie auf Geräte 24 Monate.

DentaPort Root ZX Modul:

1 Wurzelkanalmessgerät, 1 CE Messkabel,
5 Schleimhautelektroden, 3 Feilenklemmen,
3 Batterien (AA 1,5V), 1 Prüfstecker
J-398 671 | 1 Pckg. | € 1.020,00
€ 855,00

DentaPort ZX Set OTR komplett:

1 Apex Lokator DentaPort Root ZX,
1 CE Messkabel, 5 Schleimhautelektroden,
3 Feilenklemmen, 3 Batterien, 1 Prüfstecker,
1 DentaPort TriAuto OTR, 1 Ladegerät,
1 Akku, 1 Winkelstück mit integrierter
Feilenelektrode, 1 Mikromotor 800 U/Min.,
1 Handstückablage, 1 Handstückkabel,
1 LS-Ölspray, 1 Fußschalter
J-498 019 | 1 Pckg. | € 3.090,00
€ 2.295,00



1.020,- ab

855,-



MORITA

TriAuto ZX2

Garantie 24 Monate.

- 1 Handstück mit Winkelstück
 - Interne Feilenelektrode
 - 1 Akku
 - 1 Tischladegerät
 - 1 Steckernetzteil
 - 1 CE Messkabel
 - 1 Feilenklemme
 - 3 Schleimhautelektroden
 - 1 Prüfstecker
 - 1 Führungstift zum Austausch der internen Feilenelektrode
 - 100 Hygiene-Schutzhüllen
 - 1 AR-/LS- Sprühdüse TriAuto ZX2
- J-140 478 | 1 Pckg. | € 2.270,00
€ 1.890,00



2.270,-

1.890,-



MORITA

TriAuto mini

Technische Daten:

Display: LCD
Gewicht: 78 g
Motor: 50 – 1.000 U/Min.
Drehmoment: 3,9 Ncm
Akku: 3,7 V Lithium-Ionen
Maße: Ø 28 mm, H 150 mm

- 1 Handstück mit Winkelstück und Akku
 - 1 Tischladegerät (230 V)
- J-159 020 | 1 Pckg. | € 1.229,00
€ 1.049,00



1.229,-

1.049,-



MORITA

Dual Pex

- Robustes und kompaktes Design, gut lesbares 3,5" LCD-Farbdisplay
- Präzise Lokalisierung der Feilenposition selbst in trockenen oder feuchten Wurzelkanälen
- Visuelle und akustische Signale in Echtzeit
- Einstellbare apikale Begrenzung (Bezugspunkt)
- Übertragung der Feilenposition auf das Display von Dual Move

Lieferumfang:

- 1 Handstück
 - 1 Winkelstück
 - 1 Handstückhalterung
 - 1 Datenübertragungskabel
 - 1 Ladegerät
 - 1 Sprühkopf
 - 1 Silikonmuffe
- J-150 006 | 1 Pckg. | € 349,00



COLTENE

349,-



CanalPro Jeni

Komplett-Set:

- Steuergerät
 - Motor mit Apex Messkontakt
 - Winkelstück 1:1
 - Bluetooth Fußschalter
 - Netzteil
 - Apexkabel-Set
 - Haltebügel Apexkabel
- J-079 020 | 1 Pckg. | € 3.300,00
€ 2.345,00

ÜBER
20%
SPAREN



Livedemo in der Praxis über Coltene Außendienst möglich.



Digitales Assistenz-System zur Kanalaufbereitung

COLTENE

3.300,-
2.345,-



One RECI Feilen + Dual Move Aktionspaket

Aktionspaket:

- 1 x Blister à 5 Stck. One Flare n25 9% L17
- 4 x Blister à 5 Stck. One G n14 3% L25
- 1 x Blister à 5 Stck. MicroMega One RECI n20 4% L25 Sterile
- 11 x Blister à 5 Stck. MicroMega One RECI n25 4% L25 Sterile
- 11 x Blister à 5 Stck. MicroMega One RECI n25 6% L25 Sterile
- 1 x Blister à 5 Stck. MicroMega One RECI n35 4% L25 Sterile
- 1 x Blister à 5 Stck. MicroMega One RECI n45 4% L25 Sterile
- 1 x Dual Move Motor

J-850 648 | 1 Pckg. | € 1.299,00



+



COLTENE
MicroMega

1.299,-



One RECI Feilen

5 Stck.	21 mm	25 mm	31 mm
n20, 4 %	J-850 625	J-850 630	J-850 635
n25, 4 %	J-850 626	J-850 631	J-850 636
n35, 4 %	J-850 628	J-850 633	J-850 638
n45, 4 %	J-850 629	J-850 634	J-850 639
n25, 6 %	J-850 627	J-850 632	J-850 637
sortiert*	J-850 640	J-850 641	J-850 642
5 Stck.	€ 53,90 € 35,99	€ 53,90 € 35,99	€ 53,90 € 35,99



COLTENE
MicroMega

53,90
35,99



Dual Move

Lieferumfang:

- Dual Pex Apex Locator
 - 2 Lippenclips
 - 1 Tester
 - 2 Feilendclips
 - 1 Messkabel
 - 1 Netzteil mit Adapter
- J-150 005 | 1 Pckg. | € 599,00

- Vorbeugung eines Instrumentenbruchs
- 6 programmierbare Speicherplätze mit Einstellung der Geschwindigkeit, der Rotationsrichtung und des maximalen Drehmoments
- Für alle NiTi-Feilen geeignet
- Zwei Bewegungsmodi: kontinuierliche Rotation oder reziproke Bewegungsrichtung
- Einfache Handhabung, optimale Anpassung an Rechts- und Linkshänder
- Modulierbar, im autonomen Betrieb oder in Kombination mit Dual Pex



COLTENE
MicroMega

599,-



PerFect TCS II

Technische Daten:

Maximale Leistung beim Schneiden:
55 Watt, beim Koagulieren 33 Watt
Nenn-Betriebsfrequenz 3,68 MHz
Abmessungen: 108 x 159 x 222 mm
Gewicht: 2,4 kg
Herstellergarantie: 24 Monate

Die Einweisung erfolgt kostenlos
durch den Hersteller.



PerFect TCS II Gerät komplett:

- je 1 sterilisierbares Elektroden-handstück Kugel koagulierend 45° gerader Schnitt, 45° lange Schlaufe
- je 1 Elektrodenhandstückhalter, Fußpedal
- Neutralelektrode
- Klinisches Anleitungsvideo
- Handbuch

J-079 000 | 1 Stck. | ~~€ 1.689,00~~
€ 1.399,00



~~1.689,-~~

1.399,-



COLTENE

Elektrochirurgiegerät MD 62

Technische Daten:

Netzanschluss: 220 – 240 V, 50/60 Hz
Nennfrequenz: 1.000 kHz
Impulsfrequenz: 500 kHz
HF-Ausgangsleistung:
Stromart Schneiden 50 Watt an 600 Ohm
Stromart Koagulation 30 Watt an 1.200 Ohm
Gewicht: 2,8 kg
Maße: H 78 x B 200 x T 185 mm
Herstellergarantie: 1 Jahr

Elektrochirurgiegerät MD 62

(ohne Zubehör – dieses bitte separat bestellen)

J-459 095 | 1 Stck. | ~~€ 1.025,00~~
€ 899,00

Zubehörsatz Hand:

1 smartPen Handgriff mit Taste für 1,6-mm-Elektroden (mit KLS Martin-Stecker), 1 Elektroden-Ständer für 8 Dentalelektroden, je 1 Elektrode Nr. 1, 2, 12, 14, 15, 31, 34, 1 Handzylinder-Neutralelektrode mit 4 m Kabel, 100 Reinigungspads für Elektroden

J-459 096 | 1 Stck. | ~~€ 429,00~~
€ 379,00

Zubehörsatz Fuß:

1 smartPen Handgriff ohne Tasten für 1,6-mm-Elektroden (mit KLS Martin-Stecker), 1 Elektroden-Ständer für 8 Dentalelektroden, je 1 Elektrode Nr. 1, 2, 12, 14, 15, 31, 34, 1 Einpedal-Fußschalter, (Air, 3 m Kabel), 1 Handzylinder-Neutralelektrode mit 4 m Kabel, 100 Reinigungspads für Elektroden

J-459 097 | 1 Stck. | ~~€ 439,00~~
€ 389,00



Bitte bestellen Sie das Gerät
wahlweise mit separatem
Zubehörsatz Handschaltung
oder Fußschaltung. Die Einweisung
erfolgt entsprechend
des MPG für Sie kostenlos.



~~1.025,-~~

899,-



KLS martin
GROUP

Surgic Pro Optic

Technische Daten:

Drehmoment: bis zu 80 Ncm
Breites Drehzahlspektrum: 200 bis 40.000 U/Min.
LED-Beleuchtung: 32.000 Lux)
Gewicht: 280 g
Länge: 81,9 mm
Garantie: 12 Monate

Komplettsatz mit Licht:

- 1 Steuergerät mit AHC
- 1 Mikromotor SGL70M
- 1 Chirurgie Winkelstück Ti-Max X-SG20L mit Licht (20:1 / 80 Ncm)
- 1 Fußschalter
- 5 Kühlmittelschläuche

J-159 021 | 1 Set | ~~€ 3.570,00~~
€ 2.599,00

Aktionspaket:

- Surgic Pro Optic
- + 2 Winkelstücke X-SG20L mit Licht (20:1)
- + 1 Chir. Handstück X-SG65L mit Licht (1:1)

J-143 680 | 1 Paket | ~~€ 5.307,00~~
€ 3.149,00



~~3.570,-~~ ab

2.599,-



NSK

hf-Surg

Für skalpellfeine, drucklose Schnitte – die Frequenzform ermöglicht das Schneiden und das Schneiden mit Koagulation zur Blutstillung

- Schnelle und schmerzarme Wundheilung
- Höchstmögliche Funktionalität und Hygiene
- Einfache Bedienung mit analogem Leistungssteller und Umschalter der Wellenform
- Automatische Kennfeldsteuerung der Ausgangsleistung, die Ausgangsleistung wird bei Metallkontakt abgeregelt
- Handstück und Elektroden autoklavierbar bei 134 °C

Technische Daten:
2,2 MHz, max. 50 W
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
Maße (B x H x T): 18,5 x 8,5 x 17,5 cm
Gewicht: 1,6 kg
Garantie: 12 Monate

Die Einweisung erfolgt kostenlos durch den Hersteller.

hf-Surg kpl:

- Gerät mit Fußschalter
- Handstück
- 4 Schneideelektroden (Nr. 40, Nr. 2, Nr. 15, Nr. 13)
- Neutralelektrode

J-022 012 | 1 Stck. | € 1.020,00
€ 859,00



~~1.020,-~~
859,-



Digitest 3

- Mikroprozessor erzeugt sanfte, gepulste Wellenform
- Erzeugt Reaktion unterhalb der Schmerzschwelle des Patienten
- Sondereinsätze sind autoklavierbar
- Garantie 12 Monate

- 1 Handstück mit installierter 9V Batterie
- je 1 Sondereinsatz standard lang, standard kurz, labial, lingual
- 1 Lippenklemme

J-559 089 | 1 Pckg. | € 488,00
€ 345,00



~~488,-~~
345,-



Elektrischer, batterie-
betriebener Vitalitätstester

Turbo Sensor

- Turbo Sensor Basisstation mit Netzanschluss und Wasseranschluss
- 2 autoklavierbare Handstücke (ohne Einsätze)
- 10 Wasserfilter

J-559 026 | 1 Stck. | € 895,00
€ 645,00



Transportables Ultraschallreinigungsgerät für die sub- und supragingivale Zahnsteinentfernung



~~895,-~~
645,-



TurboVue

- TurboVue Basisstation mit Handstück
- Fußregler
- Netz- und Wasseranschluss

J-659 055 | 1 Stck. | € 1.119,00
€ 745,00



Hervorragende Sicht bei der Zahnsteinentfernung



~~1.119,-~~
745,-



Newtron P5XS

Garantie: 2 Jahre.

Newtron P5XS:

- Mit Slim B.LED-Handstück (je ein weißer und blauer LED-Ring),
 - 5 x 1,5 ml Kit Plaque-Indikator F.L.A.G.
 - Autoklavierbarer Universalschlüssel
 - 3 Spitzen Nr. 1, 1S, H3
 - 300 ml Flüssigkeitsbehälter
 - Fest angeschlossenen Fußschalter
 - Zubehör für die Inbetriebnahme
- J-698 058 | 1 Stck. | ~~€ 2.198,00~~
€ 1.599,00

- Die spezielle Härte der Spitzen entspricht nahezu dem Zahnschmelz
- Automatische Leistungseinstellung und perfekt kontrollierte Vibrationen dank der Newtron®-Technologie
- Der Anwender profitiert vom verbesserten Tastsinn
- Größtes Spitzensortiment mit höherer Wirksamkeit selbst bei niedriger Leistung – für die verschiedensten klinischen Anwendungen



› Zahnerhalt dank perfekter Ultraschallschwingungen und qualitativ hochwertigen Stahlsitzen

~~2.198,-~~

1.599,-



Air Max II Pulverstrahlgerät

Technische Daten:
Maße (B x H x T): 300 x 110 x 250 mm
Gewicht: 2.700 g

Air Max II Pulverstrahlgerät:

- Gerät mit autoklavierbarem ProphylPen-Handstück und wechselbarer Titandüse
 - 2 Flaschen à 250 g Natriumcarbonat-Pulver (Pfefferminz- und Zitronengeschmack)
 - Fußschalter
 - Zubehör für die Inbetriebnahme
- J-135 460 | 1 Stck. | ~~€ 2.667,60~~
€ 1.899,00

- Natriumbicarbonat für supragingivale Zahnreinigung
- Hoher Feinheitsgrad der Pulverpartikel schonen den Zahnschmelz und sorgen für weniger Schmerzen oder Blutungen
- Pulver auf 100% natürlicher Basis von Aromen oder ätherischen Ölen
- Effiziente und nachhaltige Politur
- Integrierter Wasservorwärmer
- Vermeidung von Klumpenbildung
- Reinigung des Luftsystems per Knopfdruck



› Einfaches, nachhaltiges und effizientes Polieren

~~2.667,60~~

1.899,-



Cavitron Select SPS

- Patentierte SPS-Technologie zur Stabilisierung der Leistung in allen Leistungseinstellungen
- „Blue Zone“ zum schonenden Arbeiten im reduzierten Leistungsbereich
- „Power Boost“ zur temporären Leistungsverstärkung bei Bedarf
- Frequenz: 30 kHz für alle 30 kHz Cavitron-Einsätze
- Optionales Arbeiten mit Spüllösungen möglich
- Plug & Play-System (lediglich Stromanschluss erforderlich)
- Sicherer Schutz vor Kreuzkontaminationen durch abnehmbares, autoklavierbares, um 330° drehbares Steri-Mate Handstück (613 119)
- Bis 134°C autoklavierbar
- Herstellergarantie: 2 Jahre

Cavitron Select SPS mit Wassertank und Pumpe:

- Steri-Mate Handstück
- Cavitron Powerline FSI 1000
- Fußanlasser
- Netzteil

J-088 085 | 1 Stck. | ~~€ 2.990,00~~
€ 2.590,00



› Mobiler Ultraschall-Scaler für die allgemeine supra- und subgingivale Belagterfernung

~~2.990,-~~

2.590,-



Varios 970

Technische Daten:
Maximale Leistung: 11 W
Abmessungen (B x T x H): 160 x 60 x 80 mm
Gewicht Steuergerät: 2,2 kg
Flaschenvolumen: 400 ml (x 2 Flaschen)

Varios 970 Komplettsset:

- Steuergerät mit Handstückkabel
- Handstück (ohne Licht)
- 3 Scaler-Spitzen (G4, G6, G8)
- Fußschalter (FC-70)
- 2 Kühlmittelflaschen
- 3 Schlüssel für Aufsatzwechsel mit Drehmomentbegrenzer
- Wechselstromkabel
- Sterilisationskassette

J-559 031
1 Set | ~~€ 1.780,00~~
€ 1.449,00



~~1.780,-~~

1.449,-



Aquadist

Technische Daten:
Gewicht: 3,5 kg
Abmessungen: Ø 23 cm, H 36 cm
Garantie: 2 Jahre

Aquadist Wasseraufbereitungsgerät
inkl. Vorratskanister

J-075 070 | 1 Stck. | € 289,00
€ 239,00



Euronda

289,-
239,-



Eurosonic 3D

Technische Daten:
E-Light Lichtsystem
kompakte Abmessungen: 260 x 220 x 156 mm
Leistungsaufnahme: 280 Watt
Garantie: 2 Jahre

Eurosonic 3D
J-075 000 | 1 Stck. | € 495,00
€ 399,00

Zubehör-Set:

je 1 Deckel, Einhängekorb,
Becherhalter für 2 Becher,
Glasbecher

J-075 001 | 1 Stck. | € 89,00

AKTION

BEIM KAUF EINES
EUROSONIC 3D
ULTRASCHALLGERÄTES
IST DAS DAZUGEHÖRIGE
ZUBEHÖR-SET
IM PREIS ENTHALTEN.



Euronda

495,-
399,-



Sonorex

Sonorex DIGITEC

Technische Daten:	DT 255 H	DT 102 H
Maße Schwingwanne (L x B x T):	300 x 150 x 150 mm	240 x 140 x 100 mm
Inhalt:	5,5 l	3,0 l
Schwingensystem:	2 PZT-Großflächen-Schwingensysteme	3 PZT-Großflächen-Schwingensysteme
Ultraschall-Spitzenleistung:	640 W	480 W
HF-Leistung:	160 W	120 W
Frequenz:	35 kHz	35 kHz
Heizung:	280 W	140 W
Außenmaße (L x B x H):	325 x 175 x 295 mm	260 x 160 x 250 mm
Garantie:	2 Jahre	3 Jahre Langzeitgarantie

DT 255 H inkl. Ablaufkugelhahn,
ohne Zubehör

J-092 923 | 1 Stck. | € 1.029,00
€ 850,00

DT 102 H inkl. Ablaufkugelhahn,
ohne Zubehör

J-092 924 | 1 Stck. | € 920,00
€ 750,00



Sonorex Super RK 31

Technische Daten:
Ultraschall-Spitzenleistung 160 W
HF-Leistung 40 W
Breitstrahl-Schwingensystem
0,9 Liter-Schwingwanne, innen:
L 190 x B 85 x T 60 mm
Edelstahlgehäuse tropfwassergeschützt
Außenmaße (L x B x H):
205 x 100 x 180 mm, 1,8 kg
Garantie: 2 Jahre

Sonorex Super RK 31
J-092 904 | 1 Stck. | € 254,00
€ 210,00



Sonorex Super RK 102 H

Technische Daten:
Ultraschall-Spitzenleistung 480 W
HF-Leistung 120 W
Heizleistung 140 W
mit Heizung 30-80 °C,
regelbar durch Thermostat
Kugelhahn- und Ablaufschlauch
und Zeitgeber (1-15 Min.)
Innenmaße: 240 x 140 x 100 mm
Garantie: 3 Jahre

RK 102 H inkl. Ablaufkugelhahn,
ohne Zubehör
J-092 901 | 1 Stck. | € 829,00
€ 670,00



BANDELIN
Ultraschall seit 1955

254,- ab
210,-



Ultraschallgeräte

Technische Daten:	GS2	GS3	GS4
Inhalt:	2 l	3 l	4 l
Arbeitsfrequenz:	35 kHz	35 kHz	35 kHz
Schallgeber:	2 Schallgeber	3 Schallgeber	4 Breitband Schallgeber
Leistungsaufnahme:	250 W	420 W	460 W
Heizleistung:	150 W	300 W	300 W
Wannenabmessung (L x B x H):	230 x 150 x 80 mm	238 x 138 x 100 mm	300 x 150 x 100 mm
Außenabmessung (L x B x H):	260 x 150 x 205 mm	265 x 160 x 235 mm	330 x 150 x 100 mm
Garantie:	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr

GS 2:

Gerät inkl. Edelstahlkorb und Deckel
J-045 954 | 1 Stck. | € 272,50
€ 199,00

GS 3:

Gerät inkl. Edelstahlkorb und Deckel
J-045 960 | 1 Stck. | € 325,00
€ 239,00

GS 4:

Gerät inkl. Edelstahlkorb und Deckel
J-045 957 | 1 Stck. | € 375,00
€ 279,00



qteck
GmbH

272,50 ab
199,-



Pentamix 3

Technische Daten:

Maße (H x B x L): 28 x 2,5 x 28,3 cm
Garantie: 2 Jahre

Pentamix 3

J-020 045 | 1 Stck. | € 1.079,00
€ 718,00

33%
SPAREN



~~1.079,-~~

718,-

3M Science.
Applied to Life.™



Pentamix Lite

Technische Daten:

Gewicht: 6,7 kg
Garantie: 2 Jahre

Pentamix Lite

J-020 008 | 1 Stck. | € 579,00
€ 382,00

34%
SPAREN



~~579,-~~

382,-

3M Science.
Applied to Life.™



MIGMA 200 Universal-Mischgerät

Technische Daten:

Maße (H x B x T): 305 x 203 x 270 mm
Gewicht: 17 kg
Herstellergarantie: 1 Jahr

Farbe:

Gehäuse – signalweiß
Abdeckung – weißaluminium

MIGMA 200 Universal-Mischgerät:

Tischmodell inkl. 2 Mischbecher
groß mit Deckel, 1 Spatel

J-198 004 | 1 Stck. | € 1.590,00
€ 1.299,00



~~1.590,-~~

1.299,-

MIKRONA
© Swiss Dental Technology



Algimix

- Robustes Gehäuse, wartungsfrei
- Elektronisch gesteuerte, gleichmässige Rührbewegung mischt Pulver und Flüssigkeit zu einer absolut homogenen, blasenfreien Alginatmasse
- Hochwertiger, langlebiger Anmischbecher aus flexiblem Kunststoff
- Rührgeschwindigkeit in zwei Stufen einstellbar
- Netzspannung: 230 V
- Leistung: 60 W

Algimix Gerät mit Becher und Spatel

J-022 024 | 1 Stck. | € 579,00
€ 489,00



> Alginat-
Anmischgerät

~~579,-~~

489,-

HÄGER
WERKEN



STATIM® B G4+ Vakuum Autoklav

- Kleines Gerät, große Leistung
- Praktische Optionen für automatische Befüllung und Entleerung
- Programmierbar – arbeitet gemäß Plan
- Intelligente Funktionen für automatisierte Abläufe
- Konnektivität und Datenprotokollierung mit der G4+ - Technologie

Die Aufstellung und Einweisung wird direkt vom Hersteller vorgenommen und ist im Preis enthalten.

Statim B G4+
J-459 059 | 1 Stck. | € 3.125,00

41%

SPAREN
GEGENÜBER DEM
UVP € 5.295,-

NEU



SciCan 3.125,-



› Einführungsangebot! ‹

STATMATIC smart

Technische Daten:
Maße (B x H x T): 280 x 346 x 300 mm
Gewicht: 7,3 kg
Nennspannung: 100 – 230V
Nennfrequenz: 20/60 Hz
Nennleistung: max. 45VA
Schutzklasse: 1
Umgebungstemperatur: 5.35 °C
Schallpegel: 60 (65) dB (A)
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %
Luftdruck: 4,5 – 6 bar
Luftverbrauch: 40 NI/min
Druckluftqualität:
Restölgehalt max. 0,1 mg/m³
Reststaubgehalt max. 1 µm, max. 0,1 mg/m³
Restwasserhalt max. 0,1 g/m³ at -40 °C

* Einweisung und/oder Probeaufstellung durch Firma SciCan

7 TAGE
TEST-
AKTION*

33%
SPAREN

Typ 2:
2 feste, motorisierte INTRmatic Adapter,
1 Station für einen Turbinenadapter
J-459 088 | 1 Stck. | € 2.980,00
€ 1.999,00

Typ 3:
3 feste, motorisierte INTRmatic Adapter
J-459 089 | 1 Stck. | € 3.150,00
€ 2.099,00



SICHER
Zur Chargendokumentation und Rückverfolgbarkeit werden alle Reinigungszyklen automatisch aufgezeichnet und können über den mitgelieferten USB-Stick einfach auf den Computer übertragen werden.



LEISTUNGSSTARK
Äußerst wirkungsvoll gegen Verschmutzungen, aber schonend zu den Instrumenten. Ideale Pflege zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer der Instrumente.



WIRTSCHAFTLICH
Bei den automatischen Prozessen werden Reiniger und Öl exakt und sparsam dosiert, sodass Dosierfehler und Kosten reduziert werden können.



NUTZERFREUNDLICH
Das optimal aufgeteilte Display des STATMATIC smart zeigt Programminformationen an und ermöglicht eine einfache Bedienung.



PLATZSPAREND
Durch sein kompaktes Design spart der STATMATIC smart wertvollen Platz in Ihrem Aufbereitungsraum. Zudem können der USB-Stick und Testadapter praktisch und platzsparend unter der Abdeckung direkt im Gerät aufbewahrt werden.



FLEXIBEL
Vier verschiedene Reinigungs- und Pflegeprogramme bieten Flexibilität und können somit den unterschiedlichen Ansprüchen von Instrumenten und Praxen, sowie deren individuellen Abläufen, entsprechen. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine separate Düse für die Pflege der Spannange.



2.980,- ab
SciCan 1.999,-



BRAVO™ G4 Kammerautoklav

Instrumente werden innerhalb von 33 Minuten sterilisiert und getrocknet. Der 17-l und 22-l Autoklav kann mit 3 Kassetten oder 5 Trays und der 28-l mit 4 Kassetten oder 6 Trays beladen werden.

Technische Daten:
Abmessung 60 x 48 x 45 cm
Erforderliche Abstände: 2 x 2 x 7 cm
PRV-Wert: 2,4 bar
Elektrische Nennwerte: 220–240 V ~ 50 Hz, 10A, 220–240 V ~ 60 Hz, 10A
Nennleistung: 2300 W
Gewicht (ohne Wasser): 17-l - 51 kg, 22-l - 52 kg, 28-l - 53 kg
Max. Wasserverbrauch: 17-l - 600 ml/Zyklus, 22-l - 750 ml/Zyklus, 28-l - 950 ml/Zyklus

Die Auslieferung erfolgt direkt durch den Hersteller. Die Einweisung durch SciCan ist im Preis enthalten.

17-l
J-759 090 | 1 Stck. | € 3.899,00
€ 3.099,00

22-l
J-759 091 | 1 Stck. | € 4.399,00
€ 3.499,00

28-l
J-759 092 | 1 Stck. | € 4.999,00
€ 3.999,00

NEU



Intelligente und effiziente Funktionen
Effiziente Zyklus-Zeiten: Instrumente werden innerhalb von nur 33 Minuten sterilisiert und getrocknet. Die Funktion "verzögerter Start" ermöglicht die zeitliche Programmierung der Zyklen. Eine nützliche Funktion, z.B. für Testzyklen.



Verschiedene Befüllungsoptionen
Mehrere Optionen zum Befüllen und Entleeren, u. a.: manuelles Befüllen von oben und vorne, sowie automatisches Befüllen und Entleeren durch die Anschlüsse auf der Rückseite.



Flexibles Design
Mit 17 l, 22 l oder 28 l Kammergröße bietet der BRAVO G4 genügend Kapazität, um den Anforderungen von Praxen jeder Größe gerecht zu werden.



G4 - Technologie
Bietet eine verlässliche Freigabe der Beladung am Gerät, automatische Dokumentation und Datenspeicherung. Übermittelt und ermöglicht Zugriff auf Zyklusdaten und Wartungsinformationen.



EN 13060 - konform
Bietet reproduzierbare Sterilisationsergebnisse, die validiert werden können.



3.899,- ab
SciCan 3.099,-



MELaseal 100+

Technische Daten:

Abmessungen B x H x T (mit Griff):
Gerät einzeln 41,5 x 15 x 24 cm,
Gerät mit Rollenhalter
Standard 41,5 x 15 x 46 cm
Netzanschluss: 230 Volt – 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 300 W

MELaseal 100+

J-298 793 | 1 Stck. | ~~€ 625,00~~
€ 525,00

Rollenhalter Standard 117


J-298 794 | 1 Stck. | ~~€ 76,00~~
€ 65,00

Rollenhalter Komfort 10111, verbesserte Ausführung, jetzt mit 2 Abstandsscheiben

J-398 796 | 1 Stck. | ~~€ 114,00~~
€ 99,00

Rollenhalter Deluxe

J-359 084 | 1 Stck. | ~~€ 319,00~~
€ 279,00



~~625,-~~
525,-



MELaseal 200

Technische Daten:

Schnittstellen: 1x USB Stick,
1x USB PC Schnittstelle
Siegelnahtbreite: 10 mm
Siegelnahtlänge: 275 mm
Siegelzeit: ca. 3 Sekunden
Temperaturbereich: 100 – 210°C
Aufheizzeit: ca. 90 Sekunden
Stromanschluss: 230 V / 50/ 60 Hz
Leistungsaufnahmen
(in Aufheizphase): 300 Watt

MELaseal 200, validierbar

J-132 594 | 1 Stck. | ~~€ 1.195,00~~
€ 999,00

Rollenhalter Standard 117

J-298 794 | 1 Stck. | ~~€ 76,00~~
€ 65,00

Rollenhalter Komfort 10111, verbesserte Ausführung, jetzt mit 2 Abstandsscheiben

J-398 796 | 1 Stck. | ~~€ 114,00~~
€ 99,00

Rollenhalter Deluxe

J-359 084 | 1 Stck. | ~~€ 319,00~~
€ 279,00



Rollenhalter
Standard



Rollenhalter
Komfort



Rollenhalter
Deluxe



~~1.195,-~~
999,-



MELaseal Pro

Technische Daten:

Maße (B x T x H): 460 x 295 x 155 mm
Gewicht 11,4 kg
Schnittstelle: 1x RS 232
Siegelnahtbreite: 14 mm
Transportgeschwindigkeit: 8 m/min
Siegelrand anpassbar: 10 – 35 mm
Temperaturbereich: 100 – 199 °C
Aufheizzeit: ca. 120 Sekunden
Stromanschluss: 230 V / 50/60Hz
Leistungsaufnahme
(in Aufheizphase): 365 Watt

MELaseal Pro, validierbar

J-259 095 | 1 Stck. | ~~€ 2.299,00~~
€ 1.899,00

Arbeitstisch Komfort

J-259 096 | 1 Stck. | ~~€ 555,00~~
€ 469,00

Arbeitstisch Standard

J-259 097 | 1 Stck. | ~~€ 228,00~~
€ 199,00

Rollenhalter

J-259 098 | 1 Stck. | ~~€ 455,00~~
€ 379,00



Arbeitstisch
Komfort

Arbeitstisch
Standard



~~2.299,-~~
1.899,-



AKTION

BEIM KAUF EINES ABGEBILDETEN EUROSEAL FOLIENSIEGELGERÄTES IST
JE 1 ROLLE EUROSTERIL STERIFOLIE À 200 M MIT DER BREITE
5 CM, 7,5 CM, 10 CM UND 100 TESTBÖGEN EUROSEAL-CHECK
IM WERT VON € 127,55 PAKET ENTHALTEN.



Euroseal

Technische Daten:
Stromaufnahme: 100 Watt
Abmessungen (B x T x H):
44 x 47 x 33 cm, mit ausge-
fahrenem Rollenhalter: 43 cm
Gewicht: 7,1 kg
Lieferung ohne Folien
Garantie: 2 Jahre

Euroseal
inkl. Rollenhalter
J-075 712
1 Stck. | € 575,00
€ 479,00



Euronda

~~575,-~~
479,-



Euroseal Infinity

Technische Daten:
Maße (L x H x B):
44,5 x 19,8 x 38,5 cm
Herstellergarantie: 2 Jahre

Euroseal Infinity
J-075 745
1 Stck. | € 549,00
€ 449,00



Euronda

~~549,-~~
449,-



Euroseal Valida

Technische Daten:
standard (B x H x T): 500 x 315 x 485 mm,
mit ausgez. Rollenhalter (B x H x T): 500 x 420 x 485 mm
ohne Rollenhalter (B x H x T): 500 x 200 x 485 mm
Gewicht: 8 kg
Stromversorgung: 200 – 240 V; 50/60 Hz
Leistung: 150W
Maße Siegelnaht: 12 x 310 mm
Siegeltemperatur einstellbar zwischen 140 – 200 °C

Euroseal Valida, validierbar
J-343 401 | 1 Stck. | € 1.249,00
€ 999,00



Euronda

~~1.249,-~~
999,-



Foliensiegelgerät hawo hd 260 MS-8

Technische Daten:
Siegelnahtbreite: 8 mm
Siegelnahtlänge: max. 250 mm
Maße (B x T x H): 420 x 300 x 220 mm
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Leistung: 850 Watt (nur während des Siegelns)
Gewicht: ca. 8 kg
Farbe: Gerät weiß,
Ablagetisch (optional erhältlich) Edelstahl
Garantie: 1 Jahr

hawo hd 260 MS-8 ohne Ablagetisch
J-059 770 | 1 Stck. | € 429,00
€ 359,00

Ablagetisch 260 T, B 36 x T 23 cm
J-059 776 | 1 Stck. | € 37,60
€ 29,00



hawo

~~429,-~~
359,-



iCare C2

Technische Daten:

Maße (B x T x H): 28 x 24 x 35 cm
Garantie: 12 Monate

Komplettsset:

- iCare C2 Pflegegerät
- Adapter für Spannzangenreinigung
- Stromkabel
- HP Kopffilter
- Öl-Sprühschutz
- Ölfilter-Set
- 1 l Pflegeöl
- Einfüllstutzen für Pflegeöl
- Luftschlauch

J-559 010
1 Set | € 1.750,00
€ 1.299,00



QUATTROcare PLUS

Technische Daten:

Garantie: 12 Monate
Gewicht: 10 kg
Maße (B x T x H): 35 x 28 x 38 cm
Druckluftanschluss: 4-6 bar
Druckluftverbrauch: ca. 50 NI/Min.

AKTION

BEIM KAUF EINES
QUATTROcare PLUS
SIND 6 FLASCHEN
QUATTROcare PLUS SPRAY
IM PREIS ENTHALTEN.



QUATTROcare PLUS 2124 A:

- Pflegegerät mit 4 Pflegekupplungen (1 x Multiflex, 3 x INTRAmatic)
- 1 Quattrocare Plus Spraydose
- Druckluftanschluss
- Zubehör

J-134 694
1 Stck. | € 1.795,00
€ 1.499,00



Die passenden Instrumente finden Sie auf Seite 2 – 9.

NSK

~~1.750,-~~
1.299,-



KAVO
Dental Excellence

~~1.795,-~~
1.499,-



BioSonic UC 150

Bewährte Funktionen & Vorteile:

- Maximierte Arbeitsfläche
- USB-Schnittstelle
- Edelstahltank
- Gebaut für Langlebigkeit
- Mehrere Beladungsoptionen
- Handschuhfreundliches Touchscreen Display
- Heizfunktion
- Klappdeckel mit Auf-/Zu-Erkennung
- Effizientes Entleerungs-System

Inhalt:

- 1x Ultraschallreinigungsgerät mit Display und Deckel
- 1x Netzkabel
- 1x Kassettenträger
- 1x Abflussschlauch
- 1x Muster Reinigungslösung
- 1x Gebrauchsanweisung
- 1x Anleitung Schnellstart
- 1x Dichtung für Einbauversion
- 1x Einbauschablone

J-243 277 | 1 Stck. | € 1.178,00
€ 899,00



COLTENE

~~1.178,-~~
899,-



» Ultraschall-Reinigungssystem

Wellisair

Starterset:

- Wellisair Luft- und Oberflächendesinfektionsgerät
- 1 Kartusche
- Standfuß zum Aufstellen auf dem Tisch
- Material zur Wandbefestigung
- Netzstecker (230 V)

J-459 026 | 1 Set | € 699,00

Nachfüllkartusche

J-459 026 | 1 Stck. | € 39,90

Technische Daten:

Maße (H x B x T):

370 x 220 x 150 mm

Gewicht inkl. Kartusche: ca. 1,7 kg

Schallpegel (dBA): 30 dB

Leistungsaufnahme: 3.6 W/Std.

Empfohlene Raumfläche: bis 60 m²

› Wechseln der Kartusche erst nach 3 Monaten nötig



699,-



› Luft- und Oberflächendesinfektionsgerät

Vorteile:

- Wirkt in der Luft und auf Oberflächen
- Eliminiert bis zu 99,9% der Mikroorganismen und Pathogene
- Reduziert flüchtige, organische Verbindungen (VOCs) um mehr als 93%
- Eliminiert Feinstaub
- Entfernt unangenehme Gerüche



Entfernt Viren und Bakterien



Verbessert die Luftqualität und entfernt flüchtige, organische Verbindungen und Feinstaub



Entfernt Gerüche

24/7

24 Stunden an 7 Tagen Dauerbetrieb möglich

- Aufstellung oder Aufhängung z. B. im Wartezimmer
- Austauschbare Kartusche mit Peroxid reicht 3 Monate
- Das Gerät funktioniert ohne Filter durch einen aktiven Sauerstoffprozess
- Aussendung von Hydroxylradikalen in einer für Menschen unschädlichen Menge, zertifiziert und geprüft nach den geltenden Grenzwerten von WHO und UL
- Entfernt bis zu 99% an Pathogenen und Mikroorganismen wie Viren, Bakterien, Pilze, geprüft und nachgewiesen mit Wirksamkeitsnachweisen in trockener und feuchter Umgebung
- Einsetzbar in Warte- und Behandlungszimmern, im Anmeldungs- und Verwaltungsbereich, in Büros

Keion wireless Tastatur und Maus

- Desinfizieren und reinigen Sie schnell und unkompliziert
- Echte Scherentasten bieten Ihnen eine ausgezeichnete Taktilität.
- Kabellose Version mit Bluetooth und 2,4 GHz-Adapter
- Tastenüberstand: nur 0,5 mm
- Material: 100 % Silikon + ABS-Gehäuse
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
- Unterstütztes Betriebssystem: Android, Windows, Mac OSX
- IP-Klassifizierung: IP68 Wasser- und Staubschutz
- Zertifizierungen: CE, IP68, RoHS, EN60601-1-1
- Tastatur: 108 Tasten
- Größe: 44,3*13,1*1,6 cm
- Kapazität der Batterie: 1.000mAh
- Maus: 3 Tasten
- Größe: 12*6,5*3,7 cm
- Kapazität der Batterie: 500 mAh

Keion wireless Tastatur und Maus

J-159 012 | 1 Stck. | € 195,00
€ 149,00



195,-
149,-



› Kabellose, medizinische Tastatur mit Maus



Microlux 2

Technische Daten:
Zwei Lichtleistungsstufen:
hoch 5.000 Lux / niedrig 1.500 Lux
Maße: Länge 155 mm, Ø 14,6 mm
Gewicht: 68 g mit Lichtleiter

Microlux 2 Kit mit 3 mm Lichtleiter
J-005 020 | 1 Stck. | **€ 299,50**
€ 259,00

Microlux 2 Kit mit 2 mm Lichtleiter
J-005 021 | 1 Stck. | **€ 299,50**
€ 259,00



~~299,50~~

259,-



sigmaDENTAL
Für Partner der Zahnärzte

Microlux Diagnostiksonde

Microlux Kit mit 2 mm Ansatz
J-005 010 | 1 Stck. | **€ 265,00**
€ 230,00

Microlux Kit mit 3 mm Ansatz
J-005 005 | 1 Stck. | **€ 265,00**
€ 230,00



~~265,-~~

230,-




sigmaDENTAL
Für Partner der Zahnärzte

BDS Lichtsystem 3 in 1

- Basis Licht: zur allgemeinen Ausleuchtung der Mundhöhle
- Diagnose Licht: 90° abgewinkelt durch Glasfaserlichtleiter
- Spiegel-Licht: zum Beleuchten der Mundspiegel

BDS Lichtsystem 3 in 1
J-098 082 | 1 Stck. | **€ 149,00**
€ 119,00



~~149,-~~

119,-



Asbadent+ Schallzahnbürste

- 40.000 Schwingungen
- Gründliche und schonende Reinigung
- Effektive Plaque Entfernung für natürlich weiße Zähne
- 4 verschiedene Bürsteneinstellungen: clean, soft, whiten, massage
- 2 Minuten Timer mit 30 Sekunden Intervall

Asbadent+
J-859 825 | 1 Stck. | **€ 49,00**
€ 39,00

Ersatzbürsten, 3 Stck.
J-859 826 | 1 Stck. | **€ 8,90**
€ 7,49



NEU
Exklusiv
bei MW

~~49,-~~

39,-



medirel
Klinische Partner since 1974

Bravo Mikromotor Portable II

- Arbeiten ohne Steckdose, ideal bei Hausbesuchen
- Stufenlos regelbarer Motor mit Vor- und Rückwärtslauf (0 – 25.000 U/min)
- Geeignet für jedes Standardhand- und -winkelstück mit planem Aufnahmeschaft ohne Intraspray und ohne Lichtleiter
- Nur für extraorale Arbeiten
- Lässt sich platzsparend am Gürtel befestigen
- Aufladbarer, langlebiger Akku, Aufladezeit 6 Stunden, bis zu 8 Stunden reine Arbeitszeit

komplett mit Motor, Gürteltasche und Aufladegerät (ohne Handstück)
J-022 097 | 1 Stck. | **€ 495,00**
€ 425,00



Kräftiger, tragbarer Mikromotor

~~495,-~~

425,-



HÄGER
WERKEN

Etagenwagen

Technische Daten:
Gesamtmaß: 46 x 36 x 79 cm
Ablagefläche: 38 x 28 cm
Lieferzeiten möglich!

Etagenwagen
J-598 061 | 1 Stck. | **€ 190,00**
€ 129,00

Etagenwagen
mit montierter Steckdose
J-598 069 | 1 Stck. | **€ 215,00**
€ 149,00



30%
SPAREN

~~190,-~~ ab

129,-



Auflicht-Stereo-Mikroskop 33263

Technische Daten:

Augenabstand: von 55–74 mm einstellbar
Dioptrienausgleich: +/- 5 dpt
Gelenkarmlänge: 850 mm
Garantie: 2 Jahre

Mikroskop mit
LED-Auflicht-Ring-Leuchte
J-798 999 | 1 Stck. | ~~€ 635,00~~
€ 529,00



~~635,-~~
529,-



ESCHENBACH

Lupenbrille / Lupenbrille Super Scope

2,5-fach vergrößernd
J-005 930 | 1 Stck. | ~~€ 44,60~~
€ 34,00

Lupenbrille Super Scope
J-005 932 | 1 Stck. | ~~€ 118,00~~
€ 110,00

4-fach vergrößernd
J-005 931 | 1 Stck. | ~~€ 44,60~~
€ 34,00



~~44,60 ab~~
34,-



sigmaDENTAL
Für Patienten und Zahnärzte

Eye Special C-IV

Technische Daten:

12-Megapixel, digitaler Zoom in 10 Stufen
von 1,05 – 2 fach
optischer Zoom,
Brennweite 28 – 300 mm
Autofokus
Automatische Belichtung
Speichermedien: SD-/ SDHC-/
SDXC-Karten (max. 512 GB)
Garantie: 12 Monate

Lieferumfang:

- Kamera EyeSpecial C-IV
- Makro-Linse (49 mm) von Kenko
- Objektivdeckel
- Handriemen
- 4 AA-Batterien
- 16 GB SDHC-Speicherkarte
- SHOFU-Graukarte
- Benutzerhandbuch
- Kurzbedienungsanleitung
- Wichtige Sicherheitshinweise
- Alu-Koffer

J-172 002 | 1 Stck. | ~~€ 2.795,00~~
€ 2.249,00



~~2.795,-~~
2.249,-



Die EyeSpecial C-IV Kamera ist mit neuester Digitaltechnik ausgestattet:

- Schnelle, intuitive Menüführung
- Brillantes Display
- 9 Aufnahmemodi
- Videofunktion
- Optionaler Polfilter zum Aufstecken
- Micro-HDMI-Anschluss
- QR-Code Funktionen
- Trigger Flash Mode für Ganzkörperporträts

VITA Easyshade V

Professionelle Dokumentation und einfache Patientenkommunikation bei Bleaching-Behandlungen. Der Bleaching-Modus ermöglicht im Zusammenspiel mit der VITA mobileAssist App und dem VITA Bleached-guide 3D-MASTER eine zuverlässige Systemlösung.

- Präzise Zahnfarbbestimmung
- Professionelle Planung und Kontrolle der Bleaching-Behandlung
- Effiziente Patienten-Kommunikation
- Überzeugende Bleaching-Simulation*

Das neue „Bluetooth Low Energy Modul“ optimiert zusätzlich den Energieverbrauch und ermöglicht eine schnelle Datenübertragung.

* Endgeräte mit iOS- Betriebssystem, bei Lieferung durch Firma VITA

- 1 Easyshade V Ladestation
 - 1 Easyshade V Handstück (inkl. 2x NIMH Akku)
 - 1 Netzteilanschlusskabel
 - 1 Schutzkappe (2 x 18 Stck.)
 - 1 USB-Bluetooth-Modul
- J-189 930 | 1 Stck. | ~~€ 1.549,00~~
€ 1.325,00

Lieferung durch Firma VITA

VITA

~~1.549,-~~
1.325,-



> Digitale Farbbestimmung, maximale Sicherheit

OccluSense®

- Kombination aus traditioneller und digitaler Darstellung
- Anwendung des Einmal-Drucksensors wie herkömmliche Okklusionsprüfmittel
- Verwendung eines Handgerätes mit einem 60µ dünnen Einmal-Drucksensor
- Digitale Erfassung der Kaukraft des Patienten mit 256 Druckstufen
- Abbildung der Daten mit der kostenfreien OccluSense® App
- Übertragung der Daten über WLAN-Netzwerk
- Daten auswerten, organisieren, speichern, vergleichen oder exportieren
- Bis zu 4 Stunden Nutzungsdauer bei voll geladenem Akku
- Induktives Ladegerät für kabellose Aufladung
- Garantie: 12 Monate auf alle Produktkomponenten

OccluSense® Set:

- OccluSense® Handgerät
 - induktives Ladegerät
 - 25 OccluSense® Sensoren BK 5025
 - OccluSense® Testsensor
 - 3 AAA NIMH Akkus
 - 1 Schraubendreher IP 6
 - Handbuch
 - Auslieferung in einem praktischen Koffer
- J-243 612 | 1 Set | ~~€ 990,00~~
€ 849,00



Bausch
WE MAKE OCCLUSION VISIBLE

~~990,-~~
849,-



> Gerät zur Darstellung von Druckverhältnissen auf Okklusalfächen

Defibrillator FRED PA-1

Technische Daten:

Außenmaße (L x B x H): 31,0 x 25,5 x 10,0 cm
Gewicht: ca. 2,5 kg
Garantie: 10 Jahre

Lieferung und Einweisung erfolgt direkt ab Hersteller ca. 8 – 10 Tage nach Bestelleingang.

FRED PA-1 Vollautomat:

6-Jahres-Batterie, Elektroden
J-759 000 | 1 Stck. | € 1.599,00

FRED PA-1 Halbautomat:

6-Jahres-Batterie, Elektroden
J-759 001 | 1 Stck. | € 1.599,00



1.599,-



Notfallkoffer Kombi-Zahnarzt

Technische Daten:

Koffermaße (B x H x T): 42 x 32 x 15 cm

Inhalt:

Reanimation: 1 Sauerstoff-Flasche 1 Liter, 1 Präzisionsdruckminderer, fest eingestellt, 6 l/Min. (die Firma notfallkoffer.de bietet eine kostenlose Verfallzeiterinnerung mit Austauschservice), 1 Beatmungsbeutel 1.600 ml mit Patientenventil, je 1 Beatmungsmaske Größe 3 und 5, 1 Sauerstoff-Schlauch, 1 Sauerstoff-Reservoir
Inhalation: 1 Inhalationsmaske mit Sparbeutel, 1 Sauerstoffkatheter mit Komresse, 1 Sauerstoff-Nasenbrille Notfallinstrumente: je 1 Guedeltubus Gr. 2, 3 und 4, 1 Hyperventilationsmaske, je 1 Kleiderschere und Rettungsdecke (im Verbandsmittelsortiment enthalten)
Infusion: 1 Einhandstaubinde, je 2 Venenkanülen G 20, G22, 4 Fixierpflaster für Venenverweilkanülen, 1 Desinfektionsspray, 4 sterile Tupfer, 1 Kanülenabwurfbox, 2 Infusionsbestecke, 2 Seidenpflaster, je 2 Einmalspritzen 2 ml, 5 ml, 10 ml, 1 Einmalkanülen G 1, G 14, 1 Paar Schutzhandschuhe
Hilfsmaterial: 72-teiliges Verbandsmittelsortiment
13157 (gem. UVV für Betriebe bis 20 bzw. 50 Mitarbeiter).

Notfallkoffer Kombi-Zahnarzt

J-098 024 | 1 Stck. | € 609,00
€ 499,00

Lieferung erfolgt direkt ab Hersteller
ca. 8 – 10 Tage nach Bestelleingang.



~~609,-~~
499,-



Notfallkoffer EuroSafe Dental

Technische Daten:

Koffermaße (B x H x T): 45 x 31 x 16 cm

Inhalt:

Reanimation: Beatmungseinheit bestehend aus Beatmungsbeutel mit Sauerstoffreservoir und zwei Beatmungsmasken, Sauerstoffzuleitung sowie 1 Liter-Sauerstoff-Flasche mit Präzisionsdruckminderer, fest eingestellt auf 6 l/Min. (33 Min. Sauerstoffvorrat) notfallkoffer.de bietet eine kostenlose Verfallzeiterinnerung mit Austauschservice.
Infusion: 1 Einhandstaubinde, 1 Desinfektionsspray 50 ml, 4 sterile Tupfer, 4 Venenverweilkanülen (G 20, G 22), 4 Fixierpflaster für Venenverweilkanülen, 1 Kanülenabwurfbox, 2 Infusionsbestecke, 1 Rolle Seidenpflaster, 6 Einmalspritzen (2 ml, 5 ml, 10 ml), 6 Einmalkanülen (G 1, G 14), 1 Paar Schutzhandschuhe
Inhalation: 1 Inhalationsmaske, 1 Sauerstoff-Nasenbrille, 1 Sauerstoffkatheter
Atemwegsmanagement: 3 Larynx-tuben Gr. 3, 4, 5 (disposable), 1 Blockerspritze
Diagnose: 1 Diagnoseleuchte, 1 Qualitäts-Stethoskop
Notfallinstrumente: 3 Guedeltuben, 1 Hyperventilationsmaske, 1 Kleiderschere, 1 Rettungsdecke
2 Jahre Garantie.
Medikamente sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Notfallkoffer EuroSafe Dental

J-098 027 | 1 Stck. | € 899,00
€ 749,00

Lieferung erfolgt direkt ab Hersteller
ca. 8 – 10 Tage nach Bestelleingang.



~~899,-~~
749,-



BRANDNEU BEI **M+W Dental**



OP 3D™

Ausgezeichnete Innovationen für
Panoramaröntgen, Fernröntgen und 3D

Bei der Entwicklung des KaVo OP 3D™ wurde ein klares Ziel verfolgt: die Effizienz und Bedienerfreundlichkeit im Praxisalltag zu erhöhen.

Dank verschiedener Bildgebungsprogramme und der intuitiven Benutzeroberfläche bieten die verschiedenen Konfigurationen des KaVo OP 3D™ exzellente diagnostische Möglichkeiten bei ganz unterschiedlichen Fragestellungen – egal ob in der allgemeinen Zahnmedizin, der Endodontie, Kieferorthopädie, Implantologie oder Kieferchirurgie.



Ausstellungsgerät!

25%
SPAREN

KaVo ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D Pro
0.805.5500 Pan Sensor – 3D FOV – 8 x 15 cm

UVP € 75.000,-

€ 55.900,- zzgl. MwSt.

Montage, Vorbereitung zur Abnahmeprüfung inkl. Einweisung in Ihrer Praxis durch unseren technischen Service-Partner (Deutschlandweit) nach Absprache möglich.

FOCUS™

Intraorales Röntgen –
immer nah am Patienten

Die Röntgentechnologie des KaVo FOCUS™ sorgt für sichere Aufnahmen und gleichbleibende Bildqualität.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Herausragende Stabilität
- Leichte Beweglichkeit
- Anti-Drift-Mechanismus (ADM)
- Gleichbleibende Bilder
- Zuverlässige Funktion
- Hohe Produktqualität



KaVo Focus IO Röntgenstrahler –
Mittlerer Arm – 191 cm

€ 2.990,- zzgl. MwSt.

Auf Wunsch (deutschlandweit) fachgerechte Montage und Vorbereitung zur Abnahme Prüfung und Einweisung, durch unseren technischen Service Partner möglich!



Scan eXam™ / eXam™ One

Perfekt für die
intraorale Diagnostik

KaVo Scan eXam™ One ist ein sanftes und sicheres Speicherfoliensystem, welches jedem Anwender eine optimale Bilddiagnose bietet.

Scan eXam™ ist ein Speicherfoliensystem, welches eine solide Leistung bietet mit einzigartigem Hygiene Konzept für anspruchsvolle Anwender und Kliniken.

KaVo eXam™ One 0.805.3470
Bildspeicherfolien Scanner

€ 4.900,- zzgl. MwSt.

Montage, Vorbereitung zur Abnahmeprüfung und Einweisung durch unsere technischen Servicepartner (deutschlandweit) auf Anfrage möglich.

KaVo eXam™ 0.805.9700
Bildspeicherfolien Scanner

€ 5.900,- zzgl. MwSt.

Montage, Vorbereitung zur Abnahmeprüfung und Einweisung durch unsere technischen Servicepartner (deutschlandweit) auf Anfrage möglich.



Röntgengeräte von KAVO



The image shows a KAVO OP 3D Pan X-ray machine, a tablet displaying a dental X-ray, a wireless router, and various accessories. A yellow circular badge in the top right corner states: 'Inklusive 5 Jahre Garantie auf Strahler & Sensoren'. The main text reads: 'Röntgen: digital. Ersparnis: genial! Digitalisierungspaket zum sensationellen Aktionspreis'.

KV_09_19_0081_REVO © Copyright: KaVo Dental GmbH.

Digitalisierungspaket mit KaVo OP 3D Pan (Panorama Röntgen nachrüstbar auf 3D)

Greifen Sie von jedem Behandlungszimmer mit der KaVo CLINIVIEW™ Mobile App drahtlos auf die KaVo 2D-Röntgensoftware zu. Sparen Sie sich die aufwendige Verkabelung der Praxis sowie die Anschaffung mehrerer Computer.

Kaufen Sie jetzt ein KaVo OP 3D Pan fast zum Preis eines KaVo OP 2D zusammen mit einem KaVo Scan eXam One im Digitalisierungspaket „Go Digital“.

Zusätzlich enthält unser Paket ein Apple** iPad für die CLINIVIEW™ Mobile App sowie einen passenden Router für das drahtlose Netzwerk in Ihrer Praxis.

€ 38.050,-
€ 18.900,-*
zzgl. MwSt.

* Im Lieferumfang ist der KaVo 2D Prüfkörper enthalten! Zuzüglich eventuell anfallender Kosten für die Installation und Anbindungen der Röntgensoftware und Hardware an Ihre bestehende Praxis-EDV. Gegebenenfalls Entsorgung des Altgerätes. Zuzüglich Kosten für die gesetzliche Abnahmeprüfung, Sachverständigen-Prüfung und Genehmigung.
Aktionspreis-Artikel, daher nicht rabattierbar. Von Rücknahme und Umtausch ausgeschlossen. Alle Preise zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt.

** Apple und iPad sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. Apple ist kein Teilhaber oder Sponsor dieser Aktion.

➤ Für weitere Informationen zum Thema Röntgen und zum technischen Service wenden Sie sich an:

Tel. 0 15 20 / 6 19 49 86

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

Silent compact

Kompakte, staubbeutellose Absaugung mit automatischer Filterabreinigung und langlebigem Kollektormotor.

- Keine Folgekosten durch beutellose Stauberfassung
- Geringes Betriebsgeräusch von max. 55 dB(A)
- 3x längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kollektormotoren (garantierte 1.000 Betriebsstunden)

Technische Daten:
Netzspannung: 220 – 240 V / 50 / 60 Hz
Leistung: 490 W
Maße (B x H x T): 245 x 440 x 500 mm
Saugleistung (max.): 2500 l/min
Geräuschpegel: 55 dB (A)
Füllvolumen Staubschubblende: ca. 2,6 l
Garantie: 3 Jahre

Silent compact inkl. 2 m Saugschlauch und 2 Endmuffen

J-661 928

1 Stck. | € 1.020,00
€ 890,00



› Einzelplatzabsaugung



~~1.020,-~~
890,-



Silent TC2

Leistungsstarke, staubbeutellose Absaugung mit zwei getrennt gesteuerten Saugstellen, automatischer Filterabreinigung und langlebigem Kollektormotor.

Technische Daten:
Netzspannung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme der Saugturbine: 850 W (230 V)
Volumenstrom (max.): 3980 l/min
Filterqualität: Klasse M gemäß EN 60335-2-69
Füllvolumen der Staubschubblende: 7,0 l
Geräuschpegel: 55 dB (A)
Gewicht: ca. 22,8 kg
Maße (B x H x T): 285 x 535 x 540 mm
Garantie: 3 Jahre

Quick Start Guide, Druckluftschlauch (fest angeschlossen), Anschlussset, 2 Quetschventile mit Saugstutzen (bereits montiert), Saugschlauch 4 m, 4 Endmuffen

J-861 907 | 1 Stck. | € 2.050,00
€ 1.790,00



› Zweiplatzabsaugung



~~2.050,-~~
1.790,-



Silent TC

Leistungsstarke, staubbeutellose Absaugung mit automatischer Filterabreinigung und langlebigem Kollektormotor.

Technische Daten:
Netzspannung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme der Saugturbine: 850 W (230 V)
Volumenstrom (max.): 3980 l/min
Filterqualität: Klasse M gemäß EN 60335-2-69
Füllvolumen der Staubschubblende: 7,0 l
Geräuschpegel: 54,3 dB (A)
Gewicht: ca. 22 kg
Maße (B x H x T): 275 x 535 x 540 mm
Garantie: 3 Jahre

Quick Start Guide, Saugschlauch 3 m inkl. 2 Endmuffen

J-861 906 | 1 Stck. | € 1.650,00
€ 1.450,00



› Einzelplatzabsaugung



~~1.650,-~~
1.450,-



Gipstrimmer MT 3

- Schneller Wechsel des Trimmertisch-Winkels über praktischen Kippmechanismus (90°/ 98°)
- Sicherheit: Motor- und Wasserstopp durch Schutzschalter beim Öffnen der Fronttür
- Optimal positioniertes Sprührohr verhindert das Zusetzen der Trimmerscheibe durch gleichmäßige Benetzung

Technische Daten:
Netzanschluss: 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Aufnahmeleistung: 1.300 W
Maße (B x H x T): 298 x 316 x 412 mm
Drehzahl: 2.880 U/min.
Gewicht: 13,2 kg
Garantie: 3 Jahre

MT 3 mit Klettfix-Scheibe

J-561 926 | 1 Stck. | € 675,00
€ 590,00

MT 3 mit teildiamantierter Marathon Trimmerscheibe

J-561 927 | 1 Stck. | € 1.180,00
€ 1.050,00



› Nasstrimmer



~~675,-~~ ab
590,-



SYMPRO

- Patientenbindung – Prophylaxe-Leistung für Prothesenträger
- Prozesssicherheit – Validierte, hygienische Aufbereitung der Systembestandteile
- Patientenzufriedenheit – Extern geprüfte Materialkompatibilität bei gängigen Dentalmaterialien

Technische Daten:
Spannung: 100 – 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 90 VA
Reinigungsintensität: niedrig / mittel / hoch
Maße (B x H x T): 150 x 240 x 280 mm
Gewicht: ca. 3 kg

Gerät, Pinzette, je 1 Reinigungsbecher mit Deckel für Gerät und Nachreinigung, Haltemagnet, Reinigungsnadeln, Leitfaden für hygienische Aufbereitung

J-861 920 | 1 Stck. | € 948,00
€ 799,00



› Prothesenreinigungsgerät



~~948,-~~
799,-



TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

Basic classic

- Wirtschaftliches Arbeiten mit der speziellen Mischkammertechnik (Venturi-Prinzip)
- Präzises Abstrahlen durch optimale Ausleuchtung der Strahlkammer mittels LED-Technik
- Gute Bewegungsfreiheit in der geräumigen Strahlkammer (14 l)

Technische Daten:
Arbeitsdruck: 1 – 6 bar
Anschlussdruck max.: 8 bar
Netzspannung: 230 V, 50/60Hz
Luftverbrauch: 98 l/Min. bei 6 bar
Leistungsaufnahme: 16 W
Strahlkammervolumen: 14 l
Maße (B x H x T): 355 x 270 x 415 mm
Gewicht: 6,5 kg

Gerät mit 2 Tanks:
1 x 25 - 70 µm,
1 x 70 - 250 µm
J-561 937
1 Stck. | € 1.025,00
€ 869,00



› Feinstrahlgerät



~~1.025,-~~
869,-



Basic eco

Technische Daten:
Arbeitsdruck: 1 – 6 bar
Anschlussdruck max.: 6 – 8 bar
Netzspannung: 230 V, 50/60Hz
Luftverbrauch: 98 l/Min. bei 6 bar
Leistungsaufnahme: 9 W
Strahlkammervolumen: 10 l
Maße (B x H x T): 350 x 275 x 400 mm
Gewicht 2 Tanks: 5,5 kg
Garantie: 3 Jahre

Gerät mit 2 Tanks:
1 x 25 - 70 µm, 1 x 70 - 250 µm
J-661 962 | 1 Stck. | € 920,00
€ 755,00



› Feinstrahlgerät



~~920,-~~
755,-



Basic quattro

Technische Daten:
Arbeitsdruck: 1 – 6 bar
Anschlussdruck max.: 8 bar
Netzspannung: 230 V, 50/60Hz
Luftverbrauch: 98 l/Min. bei 6 bar
Leistungsaufnahme: 16 W
Strahlkammervolumen: 20 l
Maße (B x H x T): 395 x 285 x 460 mm
Gewicht: 8,9 kg
Garantie: 3 Jahre

Gerät mit 2 Tanks:
1 x 25 - 70 µm, 1 x 70 - 250 µm
J-561 920 | 1 Stck. | € 1.395,00
€ 1.190,00



› Feinstrahlgerät



~~1.395,-~~
1.190,-



Basic quattro IS

Gerät mit 2 Tanks:
1 x 25 - 70 µm, 1 x 70 - 250 µm
J-561 923 | 1 Stck. | € 1.850,00
€ 1.575,00

› Professionelles Feinstrahlgerät mit 2 – 4 Strahl tanks*

* Das Produktbild zeigt die 4 Tank-Version, regulärer Lieferumfang umfasst nur 2 Tanks



~~1.850,-~~
1.575,-



M+W select POWER TRIMM VD

Leistungstarker Gipstrimmer mit schwingungsarmem und laufruhigem Motor. Die einstellbare Wasserzufuhr erfolgt über eine breitflächige Düsenanordnung. Die verbaute Trimmerscheibe ist volldiamantiert und sorgt für einen guten Abtrag. Zudem lässt sich die Modellauflegeplatte anwinkeln.

Technische Daten:
Spannung: 220 V
Drehzahl: 2800 U/Min.
Gewicht: 21 kg
Maße (H x B x T): 38 x 39 x 37 cm

PowerTrim VD
J-300 907 | 1 Stck. | € 890,00
€ 749,00

Trimmerscheibe volldiamantiert
J-300 908 | 1 Stck. | € 390,00
€ 329,00



~~890,-~~
749,-



› Einführungspreis! ‹

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

RETOMIX

RETOMIX EASY

- Unkompliziertes Anrühren von Gipsen, Einbettmassen und Alginaten mit nur einem Handgriff
- Kein Druckluftanschluss nötig durch integrierte, wartungs-freie Vakuumpumpe
- Integriertes, leicht wechselbares Filtersystem
- Gerät für Wandmontage, inkl. 400 ml-Becher

Technische Daten:

Netzanschluss: 230 V / 50-60 Hz
Aufnahmeleistung: 420 W
Vakuum: max. 93%
Maße (H x B x T): 290 x 155 x 285 mm,
inkl. Ständer: 10 x 8220 x 360 mm
Gewicht: 8 kg / 15 kg (inkl. Ständer)
Garantie: 2 Jahre

RETOMIX MINI

- Sekundengenauiges Anrühren von Gipsen, Einbettmassen und Alginaten via Zeitschaltuhr
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Kein Druckluftanschluss nötig durch integrierte, wartungs-freie Vakuumpumpe
- Integriertes, leicht wechselbares Filtersystem
- Gerät für Wandmontage, inkl. 400 ml-Becher

RETOMIX EASY

J-164 901
1 Stck. | € 1.198,00
€ 1.019,00

RETOMIX MINI

J-164 902
1 Stck. | € 1.495,00
€ 1.269,00

› Vakuumrührgerät



~~1.198,-~~ ab
1.019,-



STEAMY MINI

- Ideal für kleine Labore und Mehrplatzanwendungen
- Kurze Aufheizzeit und bis zu € 70,- Stromkosten sparen durch im Tank integrierte Heizung
- Isolierte, ergonomisch geformte Dampfpistole
- Optionale Dampfdüsendüsen, Reinigungssieb und Bürsten erhältlich

Technische Daten:

Spannung: 230 V/50 – 60 Hz
Leistung: 1.200 W
Gewicht: 8 kg
Temp./Druck: 150 °C/ 4,5 bar
Volumen: 3,5 l
Maße (H x B x T): 280 x 330 x 330 mm
Garantie: 2 Jahre

STEAMY MINI Gerät

J-064 930 | 1 Stck. | € 1.259,00
€ 1.069,00

› Dampfstrahler



~~1.259,-~~ ab
1.069,-



15%
SPAREN

PROTOFRESH

- Hohe Reinigungsleistung durch Links- und Rechtsdrehung
- Zeit individuell einstellbar über digitalen Timer
- Drehzahl stufenlos regelbar bis zu 3.000U/min.
- Lieferung inkl. Becher und 1 l Reinigungsflüssigkeit und 5 mm-Nadeln

Technische Daten:

Netzanschluss: 230 V/50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung: 150 W
Becher-Maße: Ø 10 x H 8 cm
Becher-Volumen: ca. 0,6 l
Abmessungen (B x H x T):
22,5 x 23,5 x 22,5 cm
Gewicht: 7 kg
Garantie: 2 Jahre

Protofresh

J-264 900 | 1 Stck. | € 908,00
€ 769,00

› Prothesenreiniger



~~908,-~~
769,-



TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

Wasi Steam Classic II

Technische Daten:

Spannung: 220 – 240 V / 50/60 Hz
Leistung: 1220 W
Maße max. (B x H x T): 245 x 350 x 315 mm
Maße (Gehäuse) (B x H x T): 200 x 305 x 310 mm
Gewicht: 12,5 kg
Arbeitsdruck: max. 5 bar
Kesselinhalt: 3,3 l
Garantie: 1 Jahr

15%
SPAREN

Edelstahl
J-096 000 | 1 Stck. | **€ 1.485,00**
€ 1.265,00

Edelstahl weiß
J-096 001 | 1 Stck. | **€ 1.535,00**
€ 1.299,00



~~1.485,-~~ ab

1.265,-

WASSERMANN
Hamburg · Germany



Sidomix II

14%
SPAREN



Technische Daten:

Spannung: 220 – 240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme: 1,6 A
Leistung: 260 W
Größe max. (B x H x T):
275 x 340 x 440 mm
Gewicht: 11,5 kg
Schallpegel: ≤ 70 dB (A)
Garantie: 1 Jahr

Sidomix II
J-095 926
1 Stck. | **€ 1.568,00**
€ 1.349,00

~~1.568,-~~

1.349,-

WASSERMANN
Hamburg · Germany



Labolight DUO

Labolight DUO
J-147 936
1 Stck. | **€ 2.765,00**
€ 1.999,00

28%
SPAREN



Top-Angebot!

Für indirekte
Compositetechnik:
LED-Lichthärtegerät
mit zwei Modi

~~2.765,-~~

1.999,-

'GC'



AQUA-Drucktopf

4,5 l
J-062 941 | 1 Stck. | **€ 259,00**
€ 189,00

7 l
J-062 942 | 1 Stck. | **€ 355,00**
€ 269,00

28%
SPAREN

Top-Angebot!

Technische Daten:

	4,5 l	7 l
Innenhöhe:	110 mm	110 mm
InnenØ:	220 mm	210 mm
Betriebsdruck:	max. 2 bar	max. 2 bar
Betriebstemperatur:	max. 55 °C	max. 55 °C
Gewicht:	2,4 kg	3,2 kg
Garantie:	2 Jahre	2 Jahre

* Falls die Sicherheitsprüfung nach 24 Monaten beim
Hersteller erfolgt, erweitert sich die Garantie auf 3 Jahre



~~259,-~~ ab

189,-

al dente
dentiprodukte



TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

Eltropol 300 Glänzgerät

Automatische Vorschlagsermittlung der Gländauer für verschiedene Objektgrößen verhindert unnötigen Abtrag. Innovatives Heizkonzept ermöglicht schnelles Aufheizen auf Betriebstemperatur, große Zeitersparnis durch gleichzeitiges Glänzen von bis zu zwei Co-Cr-Modellgussbasen, anwenderfreundliches Bedienungspanel mit Display und Softtasten. Anzeige für den Wechsel der Glänzbad-Lösung für konstante Qualität der Glänzergebnisse, vereinfachte Entleerung durch Ablassvorrichtung direkt in den Kanister, ohne mit der Säure in Kontakt zu kommen, hervorragende Glänzergebnisse durch gleichmäßige Glänzbadbewegung. Zusatzkathode für Objekte sichert gleichmäßige Glänzergebnisse auch bei Objekten mit tiefem Gaumen, automatische Stromstabilisierung unterstützt zusätzlich die gleichmäßige Glanzwirkung.

Technische Daten:

Maße (B x H x T): 400 x 452 x 275 mm
Fassungsvermögen/ Inhalt: 2 l
Gewicht: 10 kg
Netzspannung: 110 – 240V 50/60Hz

15%
SPAREN

Eltropol 300
J-234 904 | 1 Stck. | € 2.525,90
€ 2.149,00



2.525,90

2.149,-



Easy Waxer

- Besonders kurze Aufheizrate
- Vergrößerter Temperaturbereich bis 190 °C
- Einfache und stufenlose Temperaturregelung
- Schnelle Reaktionszeit der Sonde
- Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis
- Stromsparende Ein/Aus-Schaltung
- Garantie: 1 Jahr (ausgenommen Verschleißteile)

Easy Waxer

J-260 901 | 1 Stck. | € 159,50
€ 134,90

Easy Waxer duo

inkl. 2 Handstücken, 2 Handstückklemmen
und den Modellerspitzen PKT 1 und 2
J-260 902 | 1 Stck. | € 296,30
€ 249,90



159,50 ab
134,90



Multimat Cube press

Aktionspaket 1:

Multimat Cube + Vakuumpumpe
J-088 962 | 1 Stck. | € 5.600,00

Aktionspaket 2:

Multimat Cube press + Vakuumpumpe
J-088 961 | 1 Stck. | € 6.850,00

**ALT
GEGEN NEU**
OFEN-
RÜCKKAUFAKTION

Dentsply Sirona kauft Ihren gebrauchten aber funktionstüchtigen Keramikofen inkl. Pumpe zu einem Mindestpreis von € 500,- bei Kauf von einem neuen Multimat Cube / Cube Press an. Für Geräte mit einem höheren Restwert unterbreitet Ihnen Dentsply Sirona gerne ein individuelles Angebot.



Dentsply
Sirona

ab **5.600,-**

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!



POLYLUX Lichthärtegerät

Technische Daten:

Leistung: 230 V/36 W/50 H
Röhren: 4 x 9 Watt 119-40 KR
Spektralbereich: 350 – 400 nm
Polymerisationszeiten: 5 Min./10 Min./
Dauerbetrieb Auswahl während der
10 Sekunden Blinkanzeige
Funktionen: Lade öffnen – Gerät schaltet aus
Lade schließen – Gerät schaltet ein
Außenmaße (L x B x H): 240 x 210 x 105 mm
Lichtraummaße (L x B x H): 150 x 150 x 50 mm

Polylux mit 4 Standard Röhren

J-115 927 | 1 Stck. | € 229,00
€ 179,00

22%
SPAREN



~~229,-~~
179,-



K-60 MASTER

Hochleistungs-Mikromotor für den gesamten Laboralltag.
Durch das ergonomisch geformten Handstück, wird das Ge-
wicht gut verteilt, was für ein ermüdungsfreies Arbeiten sorgt.

- Als Knie- oder Tischversion anwendbar
- Automatiklauf
- Drehzahl einstellbar von 1.000 – 60.000 U/Min.
- Vor- und Rücklauf
- Bürstenloses und leichtes Handstück
- Geringe Vibration, hochwertige Kugellager
- Höchstes Drehmoment mit 16 Ncm
- Schnellspanner
- Servicefreundlich (einfacher Lagerwechsel)

Steuereinheit (Knie), Handstück m. Kabel,
Fußschalter, Handstückablage

J-094 952 | 1 Stck. | € 989,00
€ 789,00

Technische Daten:

Spannung: 230 V / 60 Hz
Leistung: 230 W
Drehmoment: 16 Ncm
Drehzahl: 1.000 – 60.000 U/Min
Maße Steuergerät (L x B x H):
263 x 96 x 230 mm
Maße Handstück (Ø x L): 25 x 162 mm
Gewicht Steuergerät: 2,6 kg
Gewicht Handstück: 0,36 kg
Garantie: 1 Jahr

NEU

EINFÜHRUNGSPREIS!

20%
SPAREN



~~989,-~~
789,-



Nutzen Sie jetzt schon den
unschlagbaren BestDeals-Preis!

Vorbesteller-Aktion!
Die Auslieferung erfolgt erst ab Februar 2022.

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

Programat P310 G2

Technische Daten:
Netzanschluss: 200 – 240 V, 50 – 60 Hz
Maße (mit Ablageplatte):
(H x B x T): 320 x 390 x 495 mm
Brennraum: Ø 90 mm, H 80 mm
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Gewicht: 15,6 kg
Garantie: 2 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch,
Programat-Brenngutträger Kit 2,
Temperatur-Kontrollset 2,
USB-Download-Kabel,
Programat-USB-Stick

J-452 910 | 1 Stck. | € 4.200,00
€ 3.499,00



BIS ZU
17%
SPAREN

ivoclar
vivadent: 4.200,-
3.499,-



Programat P510 G2

Technische Daten:
Netzanschluss: 200 – 240 V, 50 – 60 Hz
Maße (mit Ablageplatte):
(H x B x T): 320 x 395 x 495 mm
Brennraum: Ø 90 mm, H 80 mm
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Gewicht: 18,7 kg
Garantie: 3 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch,
Programat-Brenngutträger Kit 2,
Automatisches Temperatur-
Kontrollset ATK2 (Testset),
USB-Download-Kabel,
Programat-USB-Stick,
Programat-WLAN Kit

J-452 911 | 1 Stck. | € 5.520,00
€ 4.599,00



ivoclar
vivadent: 5.520,-
4.599,-



Programat P710 G2

Technische Daten:
Netzanschluss: 200 – 240 V, 50 – 60 Hz
Maße (mit Ablageplatte):
(H x B x T): 320 x 395 x 495 mm
Brennraum: Ø 90 mm, H 80 mm
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Gewicht: 18,7 kg
Garantie: 3 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch,
Programat-Brenngutträger Kit 2,
Automatisches Temperatur-
Kontrollset ATK2 (Testset),
USB-Download-Kabel,
Programat-USB-Stick,
Programat-WLAN Kit,
A-D-Farbschlüssel, DSA-Holder Kit

J-452 912 | 1 Stck. | € 6.980,00
€ 5.799,00



ivoclar
vivadent: 6.980,-
5.799,-



Programat EP3010 G2

Technische Daten:
Netzanschluss: 200 – 240 V, 50 – 60 Hz
Maße (mit Ablageplatte):
(H x B x T): 550 x 390 x 465 mm
Brennraum: Ø 90 mm, H 80 mm
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Gewicht: 18,3 kg
Garantie: 2 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch,
Programat-Brenngutträger Kit 2,
Automatisches Temperatur-
Kontrollset ATK2 (Testset),
Muffelabkühlgitter,
USB-Download-Kabel

J-452 913 | 1 Stck. | € 8.270,00
€ 6.999,00



ivoclar
vivadent: 8.270,-
6.999,-



Programat EP5010 G2

Technische Daten:
Netzanschluss: 200 – 240 V, 50 – 60 Hz
Maße (mit Ablageplatte):
(H x B x T): 550 x 395 x 495 mm
Brennraum: Ø 90 mm, H 80 mm
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Gewicht: 20,5 kg
Garantie: 3 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch,
Programat-Brenngutträger Kit 2,
Automatisches Temperatur-
Kontrollset ATK2 (Testset),
Muffelabkühlgitter,
USB-Download-Kabel,
Programat-WLAN Kit

J-452 914 | 1 Stck. | € 10.750,00
€ 8.950,00



ivoclar
vivadent: 10.750,-
8.950,-



Programat S2

Technische Daten:
Netzanschluss: 118 – 240V, 50 – 60Hz
Maße (H x B x T): 970 x 600 x 700 mm
Brenntemperatur max.: 1.600°C
Gewicht: 29,4 kg
Garantie: 2 Jahre

Programat S2, Programat
Temperatur Kalibration
Set Starter Kit, Sintertisch,
Programat Dosto-Tray,
Sintertischgabel, Garantiekarte,
Kurz-Bedienungsanleitung,
Ethernet Kabel, USB Stick,
Netzkabel, div. Zubehör
und Informationsmaterial

J-443 953 | 1 Stck. | € 13.750,00
€ 11.499,00



ivoclar
vivadent: 13.750,-
11.499,-



TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

Erkopress_motion/ci_motion

Technische Daten:
Spannung: 220 – 240 V
Leistung:
380 W bzw. 440 W für ci
Maße (H x B x T):
32 x 35 x 43 cm
Ø Folien: 120 mm
Folienstärke: 0 – 5,5 mm
Arbeitsdruck: 6 bar
Gewicht:
18,9 kg bzw. 21,3 kg für ci
Garantie: 2 Jahre



**10%
SPAREN**

Erkopress_motion
J-119 978

1 Stck. | € 2.549,00
€ 2.295,00

Erkopress ci_motion
J-119 979

1 Stck. | € 2.989,00
€ 2.689,00

ERKODENT®

2.549,- ab
2.295,-



Erkoform-3d+

Technische Daten:
Spannung: 230 V
Leistung: 360 W
Maße (H x B x T): 315 x 350 x 370 mm
Ø Folien: 120 mm
Folienstärke: 0 – 5,5 mm
Max. Vakuum: 0,8 bar
Gewicht: 11,9 kg
Garantie: 2 Jahre



Erkoform-3d+
J-119 939

1 Stck. | € 1.635,00
€ 1.390,00

ERKODENT®

1.635,-
1.390,-



Erkoform-3d motion

Technische Daten:
Spannung: 230 V
Leistung: 380 W
Maße (H x B x T):
315 x 350 x 370 mm
Gewicht: 13,1 kg
Garantie: 2 Jahre



**15%
SPAREN**

Erkoform-3d motion
J-119 938

1 Stck. | € 1.989,00
€ 1.698,00

ERKODENT®

1.989,-
1.698,-



Occluform-3

Occluform-3
J-119 935 | 1 Stck. | € 449,00
€ 379,00



**11%
SPAREN**

ERKODENT®

449,-
379,-



Vorwärmofen Ney Vulcan 3-130

**10%
SPAREN**

- Hohe Leistung dank Hybrid-Muffel für schnelleres Aufwärmen und Abkühlen
- Vertikale Türöffnung – spart Platz und leitet die Wärme nach oben ab
- 9 Programme 3-stufig
- Temperatur-Bereich von 50 – 1.100°C
- Timer bis zu 7 Tage
- Progressive/degressive Heizkontrolle
- Es können 2 Programme zu einem 6-Stufen-Programm verknüpft werden

Technische Daten:
Gehäuse Maße (H x B x T):
350 x 290 x 330 mm
Höhe mit geöffneter Tür: 510 mm
Muffel Maße (H x B x T):
120 x 40 x 130 mm
Spannung: 200 – 240 V
Leistung: 1.060 W
Gewicht: 11 kg (netto), 16 kg (brutto)



Ney Vulcan 3-130 Vorwärmofen
J-134 280 | 1 Stck. | € 2.398,00
€ 2.158,00

LUKADENT®

2.398,-
2.158,-



M+W select SANDBLASTER

Technische Daten:
Spannung: 220 – 230 V
Leistung LED: 10 W
Maße (H x B x T): 380 x 430 x 400 mm
Maße Saugstutzen: Ø-außen 35 mm,
Ø-innen 32 mm, L = 40 mm
Arbeitsdruck: 1 – 7 bar
Strahlentank Füllmenge: ca. 700 g
Gewicht: 13 kg
Garantie: 1 Jahr

**15%
SPAREN**

Sandblaster
J-700 940 | 1 Stck. | € 668,00
€ 569,00



668,-
569,-



TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

MINISTAR S

Technische Daten:

Maße (B x H x T):
500 x 210 x 400 mm
Leistung: 230 V, 750 W
Arbeitsdruck: 0,5 – 4,0 bar
Gewicht: 9,0 kg
Garantie: 3 Jahre

MINISTAR S

J-366 951

1 Stck. | € 1.550,00
€ 1.350,00



1.550,-

1.350,-



BIOSTAR VII

Technische Daten:

Leistung: 230 V / 750 W
Arbeitsdruck: 0,5 – 6,0 bar
Maße (B x H x T):
450 x 230 x 260 mm
Gewicht: 14 kg
Garantie: 3 Jahre

BIOSTAR

J-366 999

1 Stck. | € 2.895,00
€ 2.650,00



2.895,-

2.650,-



RS cure

Technische Daten:

Spannung: 24 V
Leistung: 220 W
Maße (H x B x T): 230 x 270 x 380 mm
Gewicht: 12 kg
UV-Kammer (H x B x T): 130 x 75 x 60 mm
Netzwerk Kompatibilität:
WLAN/LAN, Touchpanel: 5,8"
Garantie: 1 Jahr

RS cure

J-566 938

1 Stck. | € 4.065,00
€ 3.859,00



4.065,-

3.859,-



RS wash

Technische Daten:

Spannung: 24 V
Leistung: 120 W
Maße (H x B x T): 230 x 270 x 450 mm
Gewicht: 8 kg
Volumen (H x B x T): 130 x 75 x 60 mm
Netzwerk Kompatibilität:
WLAN/LAN, Touchpanel: 5,8"
Garantie: 1 Jahr

RS wash

J-566 939

1 Stck. | € 2.900,00
€ 2.749,00



2.900,-

2.749,-



Asiga MAX HD 3D-Drucker

Technische Daten:

Maße (B x T x H): 260 x 380 x 370 mm,
119 x 67 x 75 mm (Bauraum)
Lichtquelle: HD UV-LED Beamer
Wellenlänge: 385 nm
xy-Auflösung / Pixelgröße: 62 µm
Schichtdicke:
stufenlos in Schritten von 1 µm
Netzwerk: Ethernet, WiFi
Datenformate: STL, SLIC, STM
Composer Software: lizenzfrei
Gewicht: 17,5 kg

Asiga MAX

HD 3D-Drucker

J-566 900

1 Stck. | € 9.948,00

AKTION

BEIM KAUF VON
1 ASIGA MAX HD 3D-DRUCKER
IST EINE KOSTENLOSE
EINWEISUNG UND
SUPPORT FÜR DIE
GERÄTELEBENSDAUER
IM PREIS ENTHALTEN.



9.948,-



TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

Polymax 5

- Temperaturbereich stufenlos bis 95 °C
- Stufenlos regelbarer Druck von 3 – 6 bar
- Besonders großes Drucktopfvolumen
- Geeignet zur Aufnahme von großen Artikulatoren, 3 Messingküvetten mit Bügel oder 4 Castdon-Küvetten
- Druckschlauch und Wasserablaufschlauch inklusive

Technische Daten
 Spannung: 230 V
 Leistungsaufnahme: 900 W
 Druck: 3 – 6 bar (variabel)
 Gewicht: 15,6 kg
 Abmessungen (H x B x T):
 310 x 340 x 400 mm
 Drucktopfdurchmesser: 220 mm
 Drucktopftiefe: 174 mm
 Temperaturbereich: 0 – 95 °C
 Frequenz: 50 – 60 Hz

Polymax 5 rot
 J-115 916 | 1 Stck. | € 1.859,00
 € 1.645,00

Polymax 5 silber
 J-313 271 | 1 Stck. | € 1.859,00
 € 1.645,00

Aktionspaket:
 1 Polymax 5, rot
 + CASTDON Starter-Kit S:
 1 x Küvette Typ S
 1 x 0,5 l CASTDON Flüssigkeit
 1 x 0,75 kg CASTDON Pulver
 rosa-transparent
 2 x 1 kg Siliform
 1 x 20 ml Castdon Bonding
 J-064 943 | 1 Stck. | € 1.835,00
 € 1.799,00

€ 332,-
SPAREN*!

INKLUSIVE CASTDON
 STARTER-KIT S

* GEGENÜBER DEM EINZELKAUF



~~1.859,-~~
1.645,-



Speedo-Clean

- Ästhetische Oberflächenreinigung unter Einsatz von rotierenden Poliernadeln in Verbindung mit einer Reinigungsflüssigkeit – ohne Materialabrieb
- Integrierte Zeitschaltuhr erlaubt individuelle Reinigungszeiten
- Zusatzmagnet hält die Nadeln beim Wechseln der Flüssigkeit im Behälter
- Behälter autoklavierbar

Technische Daten:
 Spannung: 230 V/50/60 Hz
 Leistung: 35 W
 Drehzahl: 1.700 U/Min.
 Gewicht: 2 kg
 Garantie: 1 Jahr

Speedo-Clean inkl. 50 g Poliernadeln,
 1 l Liquid, 1 Magnet, 1 Reinigungsbehälter
 J-122 954 | 1 Stck. | € 759,00
 € 659,00



~~759,-~~
659,-

Geräuscharmes
 Prothesenreinigungsgerät

**GÜLTIG
BIS ZUM
04.01.2022**

MW BESTDEALS
GERÄTE & INSTRUMENTE

☐ am

--	--

von

Seiten insgesamt

BESTELL-HOTLINE: 0 60 42 / 88 00 88

ODER PER POST AN: M+W DENTAL, REICHARDSWEIDE 40, 63654 BÜDINGEN

bestellt von (Name/Vorname):

Unsere aktuellen Angebote
finden Sie einfach auf einem Blick unter:
www.mwdental.de/kataloge



Bitte geben Sie bei Bestellungen aus diesem Katalog vor der Artikelnummer ein »J« an. Bei Bestellungen über unseren M+W WebShop wird das »J« vor der Artikelnummer nicht benötigt.

[illegible]

Alle Preise zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt.
Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental.



VITA VACUMAT 6000 M/MP

VITA VACUMAT 6000 M:

Premium Brennofen für alle dental-keramischen Brände.

anthrazit

J-189 901 | 1 Stck. | ~~€ 2.598,00~~
€ 2.335,00

karminrot

J-289 916 | 1 Stck. | ~~€ 2.650,00~~
€ 2.385,00

himmelblau

J-289 917 | 1 Stck. | ~~€ 2.650,00~~
€ 2.385,00

tiefschwarz

J-289 918 | 1 Stck. | ~~€ 2.650,00~~
€ 2.385,00

türkisblau

J-289 919 | 1 Stck. | ~~€ 2.650,00~~
€ 2.385,00

verkehrsweiß

J-289 920 | 1 Stck. | ~~€ 2.650,00~~
€ 2.385,00

VITA VACUMAT 6000 MP:

Kombipressofen für alle auf dem Markt vorhandenen keramischen Materialien, kann als Press- und Brennofen eingesetzt werden.

VACUMAT 6000 MP:

anthrazit

J-189 903 | 1 Stck. | ~~€ 3.875,00~~
€ 3.485,00

Zubehör:

vPad comfort

J-189 999 | 1 Stck. | ~~€ 1.295,00~~
€ 1.165,00

vPad excellence

J-189 990 | 1 Stck. | ~~€ 1.750,00~~
€ 1.575,00

Vakuumpumpe

J-189 908 | 1 Stck. | ~~€ 789,00~~
€ 709,00

10%
SPAREN



~~2.598,-~~ ab

VITA

2.335,-



Sattelstuhl Amazone/Jumper

Technische Daten:

Höhenverstellbar von 57 – 76 cm
Garantie: 2 Jahre auf das Polster,
5 Jahre auf Metallteile, lebenslange
Garantie auf die Gasfeder

Die Stühle werden auftragsbezogen produziert
und sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.
Die Lieferung erfolgt direkt ab Hersteller
ca. 4 Wochen nach Bestelleingang.
Es fallen zusätzlich Versandkosten an.

Farbe	Amazone: schmale Sitzposition	Jumper: breite Sitzposition
Nr. K05 schwarz	J-259 000	J-259 006
Nr. K85 anthrazit	J-259 001	J-259 007
Nr. K89 dunkelblau	J-259 002	J-259 008
Nr. K80 hellblau	J-259 003	–
1 Stck.	€ 357,00 € 299,00	€ 357,00 € 299,00



Stamskin



357,-
299,-



Arbeitsstuhl Nr. CDS 301

Technische Daten:

Sitzfläche: Ø 40 x 10 cm
Gewicht: 15 kg
Höhenverstellbar von 51 – 69 cm
Rückenlehne in drei Positionen und
in der gewünschten Tiefe einstellbar

Farbe

Nr. E01 siemensgrau	J-075 051
Nr. E02 siemensweiß	J-075 050
Nr. E03 schwarz	J-075 053
Nr. E04 mintgrün	J-075 055
Nr. E05 rauchblau	J-075 056
Nr. E06 dunkelblau	J-075 048
1 Stck.	€ 549,00 € 459,00



Farbmuster für Nr. E01-E24:

(E01-E18, E21, E25 für glatte Sitzflächen, E19,
E20, E22-E24 für genähte Sitzflächen) (Schutz-
gebühr € 5,- wird bei Rückgabe gutgeschrieben)

J-075 075 | 1 Stck. | € 5,00

Technische Daten:

Sitzfläche: Ø 39 x 9 cm
Höhenverstellbar von 50 – 68 cm
Rückenlehne in drei Positionen
und 360° drehbar

Farbe

Nr. E01 siemensgrau	J-075 065
Nr. E02 siemensweiß	J-075 066
Nr. E03 schwarz	J-075 059
Nr. E04 mintgrün	J-075 067
Nr. E05 rauchblau	J-075 068
Nr. E06 dunkelblau	J-075 069
1 Stck.	€ 449,00 € 349,00



Onyx Arbeitsplatzstuhl

Technische Daten:

Sitzfläche: Ø 39 x 9 cm
Gewicht: 11 kg
Höhenverstellbar von 50 – 65 cm
Rückenlehne in drei Positionen
und 360° drehbar

Farbe

Nr. E01 grau	J-075 080
Nr. E02 siemensweiß	J-075 081
Nr. E03 schwarz	J-075 082
Nr. E06 dunkelblau	J-075 085
Nr. E07 bordeaux	J-075 086
1 Stck.	€ 449,00 € 349,00



Hinweis: Lieferung erfolgt direkt ab
Hersteller ca. 14 Tage nach Bestelleingang.
Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar.



449,- ab
349,-



Neon 2

Technische Daten:

Maße: Sitzhöhe:
450 – 620 mm
Sitzbreite: 470 mm
Sitztiefe: 420 – 480 mm
Rückenlehnenhöhe:
570 mm
Ø Fußkreuz: 700 mm

Arbeitsstuhl

Farbe	Neon 2
Happy orange	J-196 901
Mars green	J-196 902
Cool grey	J-196 903
Ocean blue	J-196 904
1 Stck.	€ 359,00 € 299,00

Polsterelemente

Farbe	Duotec	Supertec	Kunstleder
schwarz	J-196 905	J-196 908	J-196 911
blau	J-196 906	J-196 909	J-196 912
grau	J-196 907	J-196 910	J-196 913
1 Stck.	€ 107,50 € 90,50	€ 138,00 € 115,00	€ 107,50 € 90,50

Option Arbeitsstuhl
montiert in Schutzhülle
J-195 914 | 1 Stck. | € 15,00

Option Fußkreuz in Aluminium
J-195 915 | 1 Stck. | € 15,00



359,-
299,-



Die Nettonderpreise in diesem Katalog sind nicht rabattfähig und schließen unsere sonst üblichen Standard- und auch Sonder-Rabatte mit ein.