



QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.

BIS ZU
25%
SPAREN

MWselect WHITENING STAR HOME
10%, 16% Wasserstoffperoxid
Informationen auf Seite 60



ab **14,80**

15%
SPAREN

MWselect XYLOBLEACH
35% Wasserstoffperoxid mit Xylitol
Informationen auf Seite 60

~~49,90~~
42,90



20%
SPAREN

MWselect POWER WHITENING XTRA
38% Wasserstoffperoxid
Informationen auf Seite 60

~~39,90~~
31,90



BLEACHING

MWselect ANGEBOTE FÜR IHRE PRAXIS

GÜLTIG BIS ZUM 04.01.2022

MWselect ANGEBOTE FÜR IHRE PRAXIS

9,95
8,55

14%
SPAREN



M+W select RETRAKTIONSFÄDEN

Ungetränkter, gestrickter Retraktionsfaden aus 100% Baumwolle. Spaltet sich beim Einbringen in den Sulcus nicht auf und franst nicht aus. Durch die besondere Strickung, winzige Schlaufen die eine ineinandergreifende Kette ergeben, gewährleisten die Retraktionsfäden eine hervorragende Gewebeverdrängung und eine große Aufnahme an Hemostatika. Fadenlänge: 275 cm, in einer Plastikdose mit integriertem Cutter im Deckel.

Größe	275 cm
000	J-300 270
00	J-300 271
0	J-300 272
1	J-300 273
2	J-300 274
1 Pckg.	€ 9,95 € 8,55



15,90
12,90

19%
SPAREN



M+W select FADENLEGER EASY CLEAN

Fadenleger gezahnt im neuen Griff-Design aus rostfreiem Edelstahl. Dank der glatten Oberfläche lässt sich das Instrument einfach reinigen, der hohle 3-Finger-Form-Griff mit 8 mm Durchmesser sorgt dennoch für einen sicheren Halt.

J-100 299 | 1 Stck. | € 15,90
€ 12,90



M+W select ALGICIT DIMENSION

Bewährtes staubfreies Alginat, bis zu 100 Stunden dimensionsstabil, mit Pfefferminzgeschmack. Ab Herstellungsdatum 5 Jahre haltbar. In 4 Varianten lieferbar.

Algicit Dimension:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: blau

Algicit Dimension quick:

Abbindeart: schnellabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 30 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
Abbindezeit gesamt: 2 Min., Farbe: blau.

Algicit Dimension color:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: lila über rosa zu weiß

Algicit Dimension ortho:

Alginat auf die Bedürfnisse der KFO-Behandlung abgestimmt
Abbindeart: schnellhärtend, Anmischzeit: 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
Mit Farbumschlagindikator von lila über rosa zu grün



BIS ZU
21%
SPAREN

Bulkpackung, 20 Beutel à 500 g:

Algicit Dimension
J-400 270 | 1 Pckg. | € 149,00
€ 129,00

Algicit Dimension quick
J-400 274 | 1 Pckg. | € 149,00
€ 129,00

Algicit Dimension color
J-400 276 | 1 Pckg. | € 149,00
€ 129,00

ab 2 Pckgn. einer Variante | je Pckg. | € 129,00
€ 119,00

Algicit Dimension Ortho
J-400 280 | 1 Pckg. | € 119,50
€ 112,50

Beutel, 500 g:

Algicit Dimension
J-400 271 | 1 Pckg. | € 8,25
€ 6,50

Algicit Dimension quick
J-400 275 | 1 Pckg. | € 8,25
€ 6,50

Algicit Dimension color
J-400 277 | 1 Pckg. | € 8,25
€ 6,50

Algicit Dimension Ortho
J-400 281 | 1 Pckg. | € 6,90
€ 5,90

Algicit Adhäsiv, 15 ml
J-200 281 | 1 Stck. | € 7,60
€ 6,60



M+W select SIOPLAST A/AS

Elastomeres Präzisionsabformmaterial auf Polyvinylsiloxanbasis, additions- vernetzend (A-Silikon), in sehr hoher Qualität zum günstigen Preis!

Sioplast A/A 380 putty - knetbares Vorabformmaterial, Orangengeschmack, lieferbar in Dosen und in der Vollkartusche für 5:1 Mischgeräte.
Sioplast AS light - dünnfließend für die Korrekturabformung, Doppelmisch-/Sandwichttechnik, Minzgeschmack, im Sicherheitskartuschensystem.
Sioplast AS medium - mittelfließend für Korrektur- und Fixationsabformung, Minzgeschmack, im Sicherheitskartuschensystem.
Sioplast AS/A 380 mono - mittelfließend für die Einphasenabformung, Minzgeschmack, lieferbar in der Vollkartusche für 5:1 Mischgeräte und im Sicherheitskartuschensystem.

BIS ZU
26%
SPAREN



Sioplast A
(je 450 ml Basis- und Härterpaste,
2 Messlöffel):

putty
J-153 220 | 1 Pckg. | € 61,90
€ 55,90

putty soft
J-153 221 | 1 Pckg. | € 61,90
€ 55,90

ab 3 Pckgn.
einer Variante | je Pckg. | € 59,90
€ 49,90

Sioplast A 380
(2 x 380 ml Kartusche, 1 Fixierring):

putty
J-237 240 | 1 Pckg. | € 117,00
€ 108,00
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 113,00
€ 98,00

Sioplast A 380
mono
J-153 281 | 1 Pckg. | € 137,00
€ 107,00

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 132,00
€ 102,00

Sioplast AS light
(2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen):
regular (normalhärtend),
12 Mischkanülen gelb
J-153 225 | 1 Pckg. | € 30,90
€ 26,90

Sioplast AS light fast
(schnellhärtend),
12 Mischkanülen gelb
J-153 226 | 1 Pckg. | € 30,90
€ 26,90

Sioplast AS medium
12 Mischkanülen grün
J-153 227 | 1 Pckg. | € 30,90
€ 26,90

ab 3 Pckgn.
einer Variante | je Pckg. | € 29,30
€ 24,30

Sioplast AS mono
6 Mischkanülen grün
J-153 280 | 1 Pckg. | € 37,90
€ 33,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 35,90
€ 29,90

Sioplast Silikonäthasiv
Haftvermittler
für A- und C-Silikone, 10 ml
J-200 280 | 1 Pckg. | € 8,30
€ 6,95

Dynamische Mixing-Tips, 40 Stck.
J-237 241 | 1 Pckg. | € 33,90

Fixierring für Mixing-Tips, 2 Stck.
J-237 242 | 1 Pckg. | € 8,50

Mischpistole 1:1/1:2
J-237 222 | 1 Pckg. | € 44,90
€ 37,90

M+W select SIOPLAST C

Dose, 900 ml:
putty Waldbeere
J-153 207 | 1 Dose | € 28,50
€ 24,50

putty soft Waldbeere
J-153 208 | 1 Dose | € 28,50
€ 24,50

ab 4 Dosen
einer Variante | je Dose | € 26,50
€ 22,50

Eimer, 10 kg:
putty soft Waldbeere
J-153 209 | 1 Eimer | € 103,90
€ 89,90

Sioplast C Flüssighärter, 50 ml
J-153 213 | 1 Fl. | € 12,95
€ 10,95

Sioplast C Pastenhärter DBTL-frei,
60 ml
J-153 223 | 1 Tube | € 13,20
€ 11,20

ab 3 Tuben | je Tube | € 12,90
€ 10,90

Tube, 150 ml:
dünn Mint
J-153 211 | 1 Tube | € 13,90
€ 11,90

mittel Mint
J-153 210 | 1 Tube | € 13,90
€ 11,90

extra-dünn Mint
J-153 212 | 1 Tube | € 13,90
€ 11,90

ab 4 Tuben
einer Variante | je Tube | € 12,90
€ 10,90

ab 10,90

BIS ZU
22%
SPAREN



Sehr preiswertes, kondensationsvernetztes Präzisionsabformmaterial für die Korrekturabformtechnik in Premium-Qualität, sehr zeichnungsscharf. Darüber hinaus kann das Putty- (Shore A-70) und Putty Soft-Material (Shore A-60) für die funktionelle Randgestaltung und für Situationsabformungen eingesetzt werden. Das mittelfließende und dünnfließende Korrekturmaterial kann zusätzlich für die Funktionsabformung und Unterfütterungsabformung verwendet werden. Das extra-dünne Korrekturmaterial eignet sich auch für die Unterfütterungsabformung.



M+W select SIOPLAST BS

Sioplast BS 
Schnellabbindendes
Bissregistrierungs-
material mit hoher Endhärte.

2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün
J-153 229 | 1 Pckg. | € 37,50
€ 32,50

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 35,50
€ 30,50

Sioplast BS x-hart 
Schnellabbindendes
Bissregistrierungs-
material mit extrem hoher Endhärte.

2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün
J-153 230 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 34,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 37,90
€ 32,90

Sioplast BS Scan 
Schnellabbindendes
Bissregistrierungs-
material / scanbar.

2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün
J-153 235 | 1 Pckg. | € 37,95
€ 32,95

M+W Mischkanülen, 50 Stck.:
1:1/2:1, grün
J-000 288 | 1 Pckg. | € 26,90
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 22,90

BIS ZU
19%
SPAREN

ab 30,50



M+W select PERMAPLAST LH ONE

Lichthärtendes und röntgenopakes Mikro Hybrid Composite mit optimaler Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe, wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Bei Bedarf kann die Farbe angepasst werden, indem man für die erste Schicht Permaplast LH Flow verwendet. Hochglanzpolierbar 75 Gew%, 53 Vol.-%.

Indikation:

Direkte Front- und Seitenzahnrestaurationen der Klasse I - V nach Black. Indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers. Erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren. Stumpfaufbauten. Schienung von gelockerten Zähnen. Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik.

- Spritze, 4 g
J-100 147 | 1 Pckg. | € 25,90
€ 22,90
- ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 23,90
€ 20,90
- Cavifils, 20 x 0,3 g
J-100 148 | 1 Pckg. | € 45,90
€ 43,90
- ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 44,50
€ 42,50



ab 20,90



Ein Farbton für alle Zahnfarben

Das Composite, das sich an die Zahnfarbe anpasst.

M+W select PERMAPLAST LH CERAMIC

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Microhybrid-Composite mit Keramikanteil für hochwertige Front- und Seitenzahnrestauration der Klasse I-V. Durch unterschiedliche Füllgrößen (0,05 - 0,9 µm) lässt sich das Material sehr gut stopfen und modellieren. Dank exzellenter mechanischer Eigenschaften und optimaler Fluoreszenz werden dauerhafte ästhetische Restaurationen mit hervorragender Farbstabilität erzielt. Klebt nicht, hohe Kanten- und Abriebfestigkeit sowie eine sehr hohe Biege- und Bruchfestigkeit. Gesamtfüllstoff 80% Gew. 68% Vol.

Farbe	Spritze, 4 g	Farbe	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	J-200 120	A2	J-200 126
A3	J-200 121	A3	J-200 127
A3,5	J-200 122	A3,5	J-200 128
B1	J-200 123	B1	J-200 129
B3	J-200 124	B3	J-200 130
C3	J-200 125	C3	J-200 131
je Pckg.	€ 27,90 € 23,90	je Pckg.	€ 47,50 € 42,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 26,50 € 22,50	ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 45,50 € 40,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 25,50 € 21,50		



ab 21,50



18,90
15,90



M+W select COMPOSITE APPLIKATIONSPISTOLE

Dosierpistole für die Direktapplikation aller marktüblichen Composite-Kapseln (Cavifils, Compules, PLTs usw.). Autoklavierbar bis 121 °C.

- J-400 110 | 1 Pckg. | € 18,90
€ 15,90





ab 15,95

BIS ZU
19%
SPAREN

M+W select PERMAPLAST LH HYBRID

Lichthärtendes röntgenopakes Feinpartikel-Hybridcomposite für Restaurationen der Klassen I bis V in VITA-Farben. Gesamtgehalt an Füllstoffen: 83 Gew.-%, 75 Vol.-%.

Farbe	Schraubspritze, 3 g	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	J-000 171	J-100 130
A3	J-000 170	J-100 131
A3,5	J-000 174	J-100 132
B1	J-000 175	-
B3	J-000 172	-
C3	J-000 173	-
1 Pckg.	€ 19,80 € 17,80	€ 39,90 € 37,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,90 € 16,90	€ 37,90 € 35,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 17,95 € 15,95	€ 36,90 € 34,90



ab 19,50

BIS ZU
20%
SPAREN

M+W select PERMAPLAST LH NANO

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Universalcomposite mit einem ultrafeinen, röntgenopaken Keramikfüllstoff.

Farbe	Schraubspritze, 4 g	Farbe	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	J-100 115	A2	J-100 121
A3	J-100 116	A3	J-100 122
A3,5	J-100 117	A3,5	J-100 123
B2	J-100 118	1 Pckg.	€ 45,50 € 41,50
B3	J-100 119	ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 43,50 € 39,50
C3	J-100 120		
1 Pckg.	€ 24,50 € 21,50		
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 23,50 € 20,50		
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 22,50 € 19,50		



ab 13,50

BIS ZU
27%
SPAREN

M+W select PERMAPLAST LH FLOW

Fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, radiopak, Füllerteil 55 Gew.-%, 36 Vol.-%, in VITA-Farben erhältlich.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen
A1	J-100 105
A2	J-100 106
A3	J-100 107
B3	J-100 108
1 Pckg.	€ 18,50 € 15,50
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 17,50 € 14,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 16,50 € 13,50



ab 16,90

BIS ZU
19%
SPAREN

M+W select PERMAPLAST LH VISCOUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite mit nano-optimierten Füllern. Lichthärtend, hoch radiopak, Füllerteil: 77% Gewicht.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen	Cavifils, 20 x 0,3 g
A1	J-100 165	-
A2	J-100 166	J-100 185
A3	J-100 167	J-100 186
B3	J-100 168	-
hell rosa	J-100 187	-
dunkel rosa	J-100 188	-
1 Pckg.	€ 20,90 € 18,90	€ 61,90 € 61,50
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 19,90 € 17,90	€ 58,90 € 58,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,90 € 16,90	-



M+W select PERMAPLAST BULK

Lichthärtendes Seitenzahn-Composite für die einfache und schnelle Verarbeitung in der Bulk-Fill-Technik.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen	Cavifils, 20 x 0,3 g
hell	J-100 114	J-100 113
medium	J-100 128	J-100 129
1 Pckg.	€ 21,95 € 17,95	€ 71,90 € 67,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 20,50 € 17,50	€ 69,90 € 66,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,95 € 16,95	€ 67,90 € 64,90



ab 16,95

BIS ZU
23%
SPAREN

M+W select BIG-ETCH

36%iges Phosphorsäure-Ätzel für die Schmelz- und Dentin-ätzung mit optimalem thixotropen Fließverhalten. Farbe: grün. Vorratsspritze 50 ml (62 g) zum Selbstabfüllen.

50 ml Vorratsspritze,
10 Applikationsspritzen,
50 Applikationskanülen
J-100 100 | 1 Pckg. | € 57,90
€ 49,90
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 53,90
€ 44,90

50 ml Vorratsspritze,
1 Adapter
J-100 138 | 1 Pckg. | € 36,90
€ 33,90



ab 33,90

BIS ZU
22%
SPAREN



51,90
43,90

15%
SPAREN

M+W select PERMABOND UNIVERSAL

Lichthärtendes Bondingmaterial für alle lichthärtenden Compositmaterialien. Permabond Universal kann im Self Etch Verfahren oder im Selective Etch Verfahren angewendet werden. Hervorragende Haftwerte an Schmelz und Dentin, optimale Viskosität und Thixotropie für eine absolut homogene Adhäsiv-Schicht. Keine Kühlschranklagerung erforderlich.

5 ml
J-000 186 | 1 Fl. | € 51,90
€ 43,90



ab 7,90

BIS ZU
21%
SPAREN

M+W select APPLIKATIONSKANÜLEN

Einweg-Applikationskanülen für punktgenaues Applizieren. Für Luer- bzw. Luer Lock-Spritzen.

gebogen, 45°, blau-transparent,
10 mm lang, Lumen Ø 0,7 mm, 25 Stck.

J-100 102 | 1 Pckg. | € 9,95
€ 8,95
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 9,40
€ 8,40

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 8,90
€ 7,90

gebogen, 45°, schwarz, 10 mm lang,
Lumen Ø 0,5 mm, 100 Stck.

J-098 103 | 1 Pckg. | € 28,80
€ 25,80
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 27,80
€ 24,80

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 26,80
€ 23,80



ab 26,90

BIS ZU
18%
SPAREN

M+W select PERMABOND

Lichthärtender Einkomponenten-Haftvermittler für die Total-Etch-Technik.

5 ml
J-000 185 | 1 Fl. | € 32,90
€ 28,90
ab 3 Fl. | je Fl. | € 30,90
€ 26,90



ab 41,90

BIS ZU
15%
SPAREN

M+W select PERMABOND SE

Selbstätzender, lichthärtender Ein-Komponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin.

5 ml
J-000 181 | 1 Fl. | € 49,50
€ 45,50
ab 3 Fl. | je Fl. | € 45,90
€ 41,90



ab 2,90

BIS ZU
33%
SPAREN

M+W select ANMISCHBLÖCKE

Für Abformmassen, Zemente und Composites. Aus speziell einseitig beschichtetem, abriebfestem Papier, zweiseitig geblockt.

Universalblock, 60 Blatt, 9,5 x 7 cm
J-000 237 | 1 Stck. | € 4,30
€ 3,30

ab 10 Stck. | je Stck. | € 3,90
€ 2,90

Anmischblock, 25 Blatt, 18 x 12,5 cm
J-000 238 | 1 Stck. | € 4,60
€ 3,60

ab 10 Stck. | je Stck. | € 4,20
€ 3,20

Anmischblock, 35 Blatt, 24 x 15 cm
J-000 239 | 1 Stck. | € 6,95
€ 5,95

ab 10 Stck. | je Stck. | € 6,30
€ 5,30






BIS ZU
27%
SPAREN

ab **4,30**

M+W select UNIVERSAL TIPS

Biegbare Miniapplikatoren beflocht zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen. Länge ca. 10 cm. Verpackt in praktischer Runddose zur hygienischen Entnahme.



Farbe	100 Stck.
blau (regular)	J-500 507
grün (regular)	J-500 511
gelb (fine)	J-500 508
lila (fine)	J-500 512
hellblau (x-fein)	J-500 510
je Pckg.	€ 5,90 € 4,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 5,60 € 4,60
ab 10 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 5,30 € 4,30



BIS ZU
13%
SPAREN

ab **58,90**

M+W select PONTIFORM AUTOMIX 10:1

Provisorisches K+B Material, methylmethacrylatfrei, zur Fertigung von Kurz- und Langzeit-Provisorien. Hohe Endhärte und Elastizität sowie sehr gute Biege- und Abrasionsfestigkeitswerte, geringer Polymerisationsschrumpfung, eine hohe Farbstabilität und Fluoreszenz sowie eine hervorragende Passgenauigkeit zeichnen das Produkt aus. Durch das 10:1 Mischungsverhältnis wird die Schmierschicht stark verringert und das Provisorium ist optimal polierbar.



Farbe	50 ml Kartusche, 15 Mischkanülen blau
A2	J-100 180
A3	J-100 181
B1	J-100 182
1 Pckg.	€ 67,90 € 60,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 65,90 € 58,90

M+W select MATRIZENSPANNER TOFFLEMIRE

Rostfrei. Universal J-100 195 | 1 Stck. | € 12,50
€ 10,50

BIS ZU
16%
SPAREN

~~12,50~~
10,50




M+W select TOFFLEMIRE MATRIZENBÄNDER

Rostfrei, Packung mit 12 Stck.

BIS ZU
33%
SPAREN

Form	dünn, 0,05 mm	extradünn, 0,04 mm
101	J-859 115	J-859 119
102	J-859 116	J-859 120
103	J-859 117	J-859 121
113	J-859 118	J-859 122
1 Pckg.	€ 1,80 € 1,60	€ 1,80 € 1,60
ab 5 Pckgn. einer Form/Stärke, je Pckg.	€ 1,60 € 1,40	€ 1,60 € 1,40
ab 10 Pckgn. einer Form/Stärke, je Pckg.	€ 1,40 € 1,20	€ 1,40 € 1,20

ab **1,20**



BIS ZU
23%
SPAREN


ab **9,90**

M+W select MATRIZENBAND

Für Bandmatrizenspanner. Rostfrei, 0,03 mm stark.

Breite	10 m im Spender
5 mm*	J-100 170
6 mm*	J-100 171
7 mm	J-100 172
je Rolle	€ 12,90 € 10,90
ab 3 Rollen einer Breite, je Rolle	€ 11,90 € 9,90

* auch geeignet für SuperMat



BIS ZU
15%
SPAREN

~~119,-~~
101,-

M+W select MATRIZENZANGE

Matrizenhaltepinzette mit Hartmetallbeschichtung und Doppelfeder, hält und entfernt auch dünnste Matrizen sicher aus dem Approximalbereich. Sehr gute Qualität, made in Germany.



J-300 120 | 1 Stck. | € 119,00
€ 101,00

M+W select NORMALLOY KAPSELN

Kapselamalgam, n.g. 2, aus 70% Spänen und 30% Kugeln.
Zusammensetzung:
69,2% Silber, 18,6% Zinn,
11,9% Kupfer, 0,3% Zink.
Dose mit 50 Kapseln.

Gr. 1 gelb/weiß:
400 mg Pu, 435 mg Hg
J-000 127 | 1 Pckg. | ~~€ 48,90~~
€ 46,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | ~~€ 46,90~~
€ 45,90

Gr. 2 gelb/grau:
600 mg Pu, 653 mg Hg
J-000 128 | 1 Pckg. | ~~€ 59,90~~
€ 57,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | ~~€ 57,90~~
€ 56,90

Gr. 3 gelb/schwarz:
800 mg Pu, 865 mg Hg
J-000 129 | 1 Pckg. | ~~€ 79,90~~
€ 77,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | ~~€ 77,90~~
€ 76,90



ab **45,90**



~~13,50~~
10,50

BIS ZU 22% SPAREN

M+W select AMALGAMPISTOLEN

Hochwertige Amalgampistole aus Kunststoff und bis 134 °C autoklavierbar.

Amalgampistole gebogen
J-200 115 | 1 Stck. | ~~€ 13,50~~
€ 10,50
Ersatzspitze gebogen
J-200 116 | 1 Stck. | ~~€ 4,90~~
€ 3,90
Ersatzspitze gerade
J-200 117 | 1 Stck. | ~~€ 4,90~~
€ 3,90



NEU

~~11,90~~
10,70

M+W select CALCIUMHYDROXIDPASTE

Auf wässriger Basis mit einem Calciumhydroxidgehalt von 45%. Eignet sich für die direkte und indirekte Pulpenüberkappung sowie für provisorische Wurzelkanalfüllung, geeignet für Unterfüllungen unter allen Füllungsmaterialien. Dank des hohen pH-Wert von über 12 wirkt es antibakteriell. Röntgenopak, biokompatibel und schonend für die Pulpa.

Spritze 2 ml, 6 Kanülen
J-200 140 | 1 Pckg. | ~~€ 11,90~~
€ 10,70



NEU

BIS ZU 16% SPAREN



ab **13,45**

M+W select BEFESTIGUNGSZEMENT TEMP NE

Eugenolfreier, selbsthärtender Zement, enthält Calciumhydroxid und Hydroxylapatit. Zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken. Eine dünne Schicht reicht aus, das Material ermöglicht ausgehärtet eine sichere Befestigung des Provisoriums, zugleich bleibt es elastisch und lässt sich leicht entfernen.

25 g Basis-Paste,
25 g Katalysator-Paste
J-200 145 | 1 Pckg. | ~~€ 15,95~~
€ 13,95
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | ~~€ 15,45~~
€ 13,45



14% SPAREN



~~27,90~~
23,90

M+W select GLASFILL

Wasseranmischbarer Glas-Ionomer-Zement für Füllungen der Klasse I, III und V sowie für Milchzahnfüllungen, schnellhärtend. Optimaler Haftverbund zur natürlichen Zahnschicht ohne zusätzlichen Haftvermittler. Sehr gute Abrasionsbeständigkeit. Farbe universal/hellgelb (LY).

10 g Pulver, 1 Wasserdosierflasche,
1 Dosierlöffel
J-400 101 | 1 Pckg. | ~~€ 27,90~~
€ 23,90





BIS ZU
26%
SPAREN

ab **2,80**

M+W select INJEKTIONSKANÜLEN LUER

Sterile Einmalkanülen für Luer- und Luer Lock-Spritzen (nicht für Zyl.Amp.-Spritzen geeignet).

Größe/Farbe	100 Stck.
25 long, 0,5 x 40 mm, orange	J-300 596
27 short, 0,4 x 25 mm, grau	J-300 597
27 long, 0,4 x 38 mm, grau	J-300 598
je Pckg.	€ 3,80
	€ 3,40
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 2,80



BIS ZU
17%
SPAREN

ab **7,75**

M+W select EINMALINJEKTIONSKANÜLEN

Für Zyl.Amp.-Spritzen. Ein spezieller Facettenschliff sorgt für eine schmerzarme Punktion. Steril.

Größe/Farbe	100 Stck.
G 25 long = 0,5 x 42 mm, rot	J-200 580
G 27 long = 0,4 x 42 mm, gelb	J-200 582
G 27 short = 0,4 x 25 mm, gelb	J-200 583
Für die intraligamentale Anästhesie:	
G 30 short = 0,3 x 25 mm, grün	J-200 584
G 30 x-short = 0,3 x 13 mm, grün	J-200 585
je Pckg.	€ 9,30
	€ 8,30
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 7,75



72,50
58,50

19%
SPAREN



M+W select EDELSTAHL ASPIRATIONSSPRITZE

Zylinder-Ampullen-Spritze für die Infiltrations- oder Leitungsanästhesie komplett gefertigt aus Edelstahl. Daher problemlos für die Aufbereitung im Thermodesinfektor geeignet. Sichere Aspiration durch 3 Aspirationshaken, passend für 1,8 ml Zylinderampullen. Deutsches Erzeugnis.

Edelstahl Aspirationspritze	J-100 699	1 Stck.	€ 72,50
			€ 58,50



36,90
30,90

16%
SPAREN



M+W select ASPIRATIONSSPRITZE

Aspirationspritze mit optimiertem Aspirationshaken für eine sichere und zuverlässige Aspiration, der Zieherring lässt sich frei drehen. Kanülen lassen sich leicht positionieren und aufdrehen. Mit allen marktüblichen Zylinderampullen mit Lochstopfen (1,8 ml) und Injektionskanülen für Zylinder-Ampullen-Spritzen verwendbar.

Aspirationspritze	J-000 305	1 Stck.	€ 36,90
			€ 30,90



M+W select INJEKTIONSSPRITZE SELBSTASPIRIEREND

Verchromte Injektionsspritze selbstaspirierend für die Infiltrations- und Leitungsanästhesie. Für alle genormten Glas-Zylinderampullen 1,7 ml oder 1,8 ml mit Loch- und Vollstopfen geeignet. Extrem leicht, da Krücke und Fingerstütze aus hitzebeständigem Kunststoff gefertigt. Autoklavierbar.

Injektionsspritze selbstaspirierend	J-000 310	1 Stck.	€ 64,90
			€ 54,90



64,90
54,90

15%
SPAREN



BIS ZU
21%
SPAREN

ab **12,95**

M+W select **MULLTUPFER**

Neue Mulltupfer aus 100% Baumwolle zur Wundversorgung, schnell saugend, fädchenfrei. Steril verpackt in umweltfreundlicher, stabiler Kartonage.

Erbise, 500 Stck. J-400 574 1 Pckg. € 15,95 € 12,95	Walnuss, 500 Stck. J-400 576 1 Pckg. € 25,25 € 19,95
Haselnuss, 500 Stck. J-400 575 1 Pckg. € 18,10 € 14,95	Pflaume, 300 Stck. J-400 577 1 Pckg. € 25,25 € 19,95
	Hühnerrei, 150 Stck. J-400 578 1 Pckg. € 25,25 € 19,95



BIS ZU
15%
SPAREN

ab **7,10**

M+W select **WATTEKÜGELCHEN**

Hergestellt aus 100% Baumwolle, chlorfrei gebleicht, unsteril. Hygienische Aufbewahrung in stabiler Kunststoffdose mit Entnahmestern.

Größe 1,3 mm, 2,5 g J-400 570 1 Pckg. € 8,75 € 7,45
Größe 2,4 mm, 4 g J-400 571 1 Pckg. € 10,35 € 8,80
Größe 3,5,5 mm, 4 g J-400 572 1 Pckg. € 7,95 € 6,75
Größe 4,7 mm, 10 g J-400 573 1 Pckg. € 8,35 € 7,10



BIS ZU
27%
SPAREN

ab **3,50**

M+W select **ZELLSTOFFTUPFER**

4 x 5 cm, passend für Pur-Zellin-Box und Askina Brauncel Spender.

2 Rollen à 500 Stck. J-400 569 1 Pckg. € 4,80 € 4,20
ab 6 Pckgn. je Pckg. € 4,50 € 3,80
ab 10 Pckgn. je Pckg. € 4,20 € 3,50



BIS ZU
22%
SPAREN

ab **4,60**

M+W select **WATTEROLLEN MIT ZELLSTOFF**

Hochsaugfähige, fusselfreie Watterollen aus Baumwolle mit Viskosefasern. Durch die zusätzlichen Viskosefasern sind die Watterollen sehr formstabil. Die weiche Oberfläche aus reiner Baumwolle sorgt für erhöhten Patientenkomfort. Länge 38 mm, hygienisch im Polybeutel verpackt.

Größe / Ø	300 g
1 / 0,8 cm	J-500 530
2 / 1,0 cm	J-500 531
3 / 1,2 cm	J-500 532
4 / 1,4 cm	J-500 533
1 Pckg.	€ 5,90 € 5,30
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 5,60 € 4,90
ab 20 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 5,30 € 4,60



BIS ZU
20%
SPAREN

ab **11,50**

M+W select **WATTEROLLEN-SPENDER**

Zur hygienischen Aufbewahrung und Entnahme von Watterollen. Innenmaße: B 43 x H 85 x T 95 mm.

weiß J-063 513 1 Stck. € 14,40 € 11,50
gelb J-063 531 1 Stck. € 14,40 € 11,50
blau J-063 532 1 Stck. € 14,40 € 11,50



3+1
SPAREN SIE 25%

BEIM KAUF VON 3 PACKUNGEN M+W PLASTIJECT EINER FARBE ERHALTEN SIE 1 PACKUNG DER GLEICHEN FARBE GRATIS DAZU. SOLANGE VORRAT REICHT.

M+W select PLASTIJECT

Patientenumhang aus Polyethylen-folie, auf Rolle, 53 x 75,3 cm.

Farbe	200 Stck.
weiß	J-048 505
blau	J-048 507
grün	J-048 509
1 Pckg.	€ 17,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 16,70
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 15,95



3+1
SPAREN SIE 25%

BEIM KAUF VON 3 PACKUNGEN M+W PLASTIJECT PLUS EINER FARBE ERHALTEN SIE 1 PACKUNG DER GLEICHEN FARBE GRATIS DAZU. SOLANGE VORRAT REICHT.

M+W select PLASTIJECT PLUS

Patientenumhang aus dünner PE-Folie mit saugstarker Zellstoffauflage, perforiert, auf Rolle, mit Bändern zum Binden, 53 x 61 cm.

Farbe	80 Stck.
weiß	J-075 555
grün	J-075 560
blau	J-075 556
gelb	J-075 561
orange	J-075 562
lila	J-075 563
rosa	J-075 564
1 Pckg.	€ 15,20
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 14,50



M+W select PROFESSIONAL TOWELS

Patientenservietten bestehend aus einer Schicht Polyethylenfolie und spezieller Zellulose. Für eine hygienische und einfachere Aufbewahrung zu je 50 Stück in einer Folie verpackt, 45 x 33 cm.

Farbe	10 x 50 Stck.
weiß	J-085 500
dunkelblau	J-085 502
orange	J-085 503
grün	J-085 504
lila	J-085 505
rosa	J-085 506
gelb	J-085 507
1 Karton	€ 22,90
ab 3 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 21,90



3+1
SPAREN SIE 25%

BEIM KAUF VON 3 KARTONS M+W PROFESSIONAL TOWELS EINER FARBE ERHALTEN SIE 1 KARTON DER GLEICHEN FARBE GRATIS DAZU. SOLANGE VORRAT REICHT.

BEIM KAUF VON 8 PACKUNGEN M+W NORMTRAY-EINLAGEN EINER FARBE ERHALTEN SIE 2 PACKUNGEN DER GLEICHEN FARBE GRATIS DAZU. SOLANGE VORRAT REICHT.

8+2
SPAREN SIE 20%

M+W select NORMTRAY-EINLAGEN

Filterpapier für Trays, 18 x 28 cm.



Farbe	250 Stck.
weiß	J-098 530
gelb	J-098 512
orange	J-098 552
rosa	J-198 534
lila	J-198 533
blau	J-098 508
capri blau	J-300 586
grün	J-098 507
fresh green	J-300 585
fuchsia	J-300 587
1 Pckg.	€ 4,99
ab 10 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 4,75
ab 20 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 4,50
ab 30 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 4,25



BEIM KAUF VON 8 PACKUNGEN M+W SCHWEBETISCHAUFLAGEN EINER FARBE ERHALTEN SIE 2 PACKUNGEN DER GLEICHEN FARBE GRATIS DAZU. SOLANGE VORRAT REICHT.

8+2
SPAREN SIE 20%

M+W select SCHWEBETISCHAUFLAGEN

Hochabsorbierende Zellstoffauflage für Instrumententische, 28 x 36 cm.



Farbe	250 Stck.
weiß	J-500 535
gelb	J-500 540
orange	J-500 537
rosa	J-500 536
lila	J-500 538
med. blau	J-500 542
hellblau	J-500 543
grün	J-500 539
fresh green	J-500 541
fuchsia	J-500 544
je Pckg.	€ 11,70
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 11,20



M+W select EINWEG-SERVIETTENHALTER

Selbstklebender Einwegserviettenhalter aus weichem Kreppmaterial, das sich in beliebige Länge ziehen lässt, dadurch passend für Erwachsene und Kinder. Lästiges Aufbereiten der Serviettenhalter entfällt. Somit entsprechen Einwegserviettenhalter den aktuellen Hygieneempfehlungen.

250 Stck.
J-200 516 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 9,50



17% SPAREN

~~11,50~~
9,50



~~53,90~~
45,90

15% SPAREN

M+W select HARTPAPIERBECHER

Umweltfreundliche Alternative zu Bechern aus Plastik. Mundspülbecher aus Hartpapier mit PE-Beschichtung. Deutlich formstabiler als herkömmliche Plastik-Einwegbecher. Fassungsvermögen: 180 ml. Farbe: weiß.

Karton mit 1.000 Stck.
J-400 500 | 1 Pckg. | € 53,90
€ 45,90



M+W select EINWEGFILTER

Einwegfilter für Separierautomatik und Selektivanlagen. Der Filter ist komplett aus Kunststoff mit engmaschiger und sehr guter Filterwirkung. Universell für Absauganlagen einsetzbar.

gelb, 12 Stck.
J-100 562 | 1 Pckg. | € 20,90
€ 18,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 19,90
€ 17,90
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 18,95
€ 16,95



BIS ZU 19% SPAREN

ab **16,95**



M+W select STABILISIERUNGSHILFE

Becherhalter, stabilisiert die gefüllten Mundspülbecher für ein sicheres Greifen. Aus rostfreiem Edelstahl, matt gebürstet. Oberer Ø ca. 5,5 cm, unterer Ø ca. 4,8 cm.

BIS ZU 21% SPAREN

ab **16,50**



J-000 679 | 1 Stck. | € 20,90
€ 17,90
ab 3 Stck. | je Stck. | € 19,50
€ 16,50



M+W select MUNDSPÜLBECHER

Farbintensiver und grifffstabiler Polypropylen-Mundspülbecher. Für alle handelsüblichen, manuellen Spender geeignet. Fassungsvermögen: ca. 180 ml, Ø oben: 70 mm, Höhe: 83 mm.

Musterpackung: 2 Becher je Farbe
J-700 550 | 1 Pckg. | **kostenlos**

NEU

BIS ZU 14% SPAREN

ab **20,50**

Farbe	1.000 Stck.	3.000 Stck.
weiß (1.)	J-700 560	J-700 540
dunkelblau (2.)	J-700 561	J-700 541
cedro (3.)	J-700 562	J-700 542
gelb (4.)	J-700 563	J-700 543
orange (5.)	J-700 564	J-700 544
lila (6.)	J-700 565	J-700 545
hellblau (7.)	J-700 566	J-700 546
weinrot (8.)	J-700 567	J-700 547
schwarz (9.)	J-700 568	J-700 548
6 Farben sortiert*	J-700 569	J-700 549
1 Karton	€ 23,90 € 21,90	€ 57,90 € 55,90
ab 2 Kartons einer Farbe/ Ausführung, je Karton	€ 20,90 € 20,50	€ 55,90 € 54,90



* orange, gelb, dunkelblau, lila, cedro, hellblau

JETZT IN PREMIUMQUALITÄT!

M+W select SENSORSPENDER 1000

Batteriebetriebener Sensorspender für Desinfektionsmittel, Seife und Pflegecreme (mehr als 150.000 Pumpstöße pro Batteriesatz). Optional Netzbetrieb möglich. Der Spender ermöglicht die Einhaltung der RKI-Richtlinien bei der Spendernutzung, beim Füllmittelwechsel und der Spenderreinigung. Kompatibel mit fast allen am Markt vorhandenen Verbrauchsmitteln. Für 500 ml und 1.000 ml EURO-Flaschen. Unkomplizierter Austausch von vorhandenen Spendern durch identische Montagelöcher. Maße ca. (H x B x T): 362 x 112 x 123 mm.

Lieferumfang: Batterie-Set, Universal-Schlauchpumpe und Adapter-Set mit Ein- und Ausdreihilfe sowie keimarmer Flaschenbelüftung.

Sensorspender 1000
J-100 785 | 1 Stck. | € 159,00
 € 149,00

Netz-Adapter
J-159 742 | 1 Stck. | € 24,00



159,-
149,-



M+W select HÄNDEDESINFEKTION

2-Propanol 70 % (V/V), Bakterizid (inkl. Tbb), fungizid. Zul.-Nr. 1599/98/99. Anwendungsgebiet: Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion sowie für Kühllumschläge.

Art der Anwendung: Zum Auftragen auf die Haut. Parfüm- und Farbstofffrei. Gegenanzeigen: M+W Händedesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden anzuwenden.

Hinweis: M+W Händedesinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Gut verschlossen aufbewahren, alkoholhaltig, entzündlich, vor Anwendung elektrischer Geräte gut trocknen lassen, Flammpunkt 24 °C.

Einwirkzeiten: Bakterien und Pilze (Candida albicans): Hygienische Händedesinfektion nach VAH und EN 1500: Konz.: 30 sec. Chirurgische Händedesinfektion nach VAH und EN 12791: Konz.: 5 min. Tbb (Tuberkulose) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz.: 30 sec. Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV): Konz.: 15 sec. Noro-Viren gem. EN 14476: Konz.: 30 sec.

Spenderflasche, 500 ml
 (nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 781)
J-000 764 | 1 Fl. | € 6,50
 € 5,90

Spenderflasche, 1 l
 (nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 782)
J-000 766 | 1 Fl. | € 9,50
 € 8,75

Kanister, 5 l
 (nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 783)
J-000 767 | 1 Kan. | € 46,90
 € 40,90



ab **5,90**



M+W select UNIVERSAL ARM-HEBELSPENDER NEU

Universeller Desinfektionsmittel- und Seifenspender für 500 ml und 1 l. Stabiler Armhebel für einfaches und sicheres Betätigen mittels Ellenbogen, abschließbare Verschlussplatte und auswechselbare Pumpe für noch mehr Sicherheit bei der täglichen Hygiene. Die Dosiermengen sind flexibel einstellbar.

14% SPAREN



49,90
42,90

Maße: H 31 x B 10 x T 9 cm
 (Tiefe inkl. Armhebel 22 cm)
 Im Lieferumfang ist eine Leerflasche enthalten.
 Tropfschale ist optional erhältlich – bei Wunsch bitte separat bestellen.

J-400 523 | 1 Stck. | € 49,90
 € 42,90

Tropfschale
J-400 521 | 1 Stck. | € 10,90

Ersatzpumpe NEU
J-400 524 | 1 Stck. | € 6,50



M+W select INSTRUMENTENBAD PLUS

Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von dental-medizinischen Handinstrumenten und rotierenden Instrumenten. Sehr gute Materialverträglichkeit. Mit Korrosionsschutz. Sehr breites Wirkungsspektrum mit kurzer Einwirkzeit (1,5% 15 Min., 1% 60 Min.), VAH gelistet. Auch für die Anwendung im Ultraschall geeignet, angenehmer Geruch.



2 l
J-200 723 | 1 Fl. | € 34,60
 € 29,95

10 l
J-200 724 | 1 Kan. | € 116,50
 € 104,95

ab 2 Kan. | je Kan. | € 109,50
 € 99,95



ab **29,95**



M+W select WASHLOTION SOFT

Medizinische Handwaschseife mit Vitaminen und hautfreundlichem pH-Wert. Kein Austrocknen der Hände auch bei häufigem Händewaschen durch rückfettende Wirksubstanzen, Vitamine verleihen der Haut zusätzlich Spannkraft und Pflege. Dermatologisch getestet, angenehm frischer Duft, Farbe blau.

Spenderflasche, 500 ml
J-200 745 | 1 Fl. | € 4,40
 € 3,95

Spenderflasche, 1 l
J-200 746 | 1 Fl. | € 6,95
 € 6,25

Kanister, 5 l
J-200 748 | 1 Kan. | € 26,90
 € 24,25



ab **3,95**



15% SPAREN

ab **32,90**

M+W select INSTRUMENTENWANNEN

3 l:
 kpl. mit Siebeinsatz und Deckel,
 hitzebeständig bis 60 °C,
 Maße: H 12 x B 32 x T 21 cm
J-000 761 | 1 Stck. | € 38,90
 € 32,90

5 l:
 kpl. mit Siebeinsatz und Deckel,
 hitzebeständig bis 60 °C,
 Maße: H 15 x B 39,5 x T 26 cm
J-000 760 | 1 Stck. | € 58,90
 € 49,90





BIS ZU
18%
SPAREN

ab **11,25**

M+W select BOHRERBAD PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von zahnärztlichen, rotierenden Instrumenten. Nicht geeignet für Carborundsteine, Polierer, Kunststoff- und Aluminiumteile. Sehr breites Wirkungsspektrum bei kurzer Einwirkzeit von 5 Min., VAH-gelistet.

2 l	J-200 720	1 Fl.	€ 13,80
			€ 12,45
ab 2 Fl.	je Fl.	€ 12,80	€ 11,25
5 l	J-200 722	1 Kan.	€ 29,90
			€ 26,95
10 l	J-200 721	1 Kan.	€ 56,40
			€ 49,95



BIS ZU
20%
SPAREN

ab **7,90**

M+W select MUNDSPÜLBECKENREINIGER AF

Gebrauchsfertige Lösung zur gründlichen Reinigung und Desinfektion der Mundspülbecken in praktischer Spritzflasche. Entfernt Blut, Kalk, Rückstände von Plaquefärbemitteln sowie Abformmaterialien und sonstige Rückstände und deckt dabei ein umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien und Pilze ab.

750 ml	J-100 732	1 Fl.	€ 9,90
			€ 8,90
ab 6 Fl.	je Fl.	€ 8,90	€ 7,90



BIS ZU
13%
SPAREN

ab **33,45**

M+W select ULTRASUC SUPER

5 l	J-000 787	1 Kan.	€ 38,40
			€ 34,95
ab 3 Kan.	je Kan.	€ 36,40	€ 33,45

Aldehyd-, phenol- und chlorfreies Desinfektions- und Reinigungskonzentrat für dentale Absauganlagen aller Art auf der Basis von Quartären Amoniumverbindungen (QAVs). Für Anlagen mit und ohne Amalgamscheider. Schaumarm und desodorierend. Entspricht den gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit nach TRGS 525/540. Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. Tbc), fungizid, begrenzt viruzid (HBV, HCV, HIV), Einwirkzeit nach VAH/DGHM 2% – 5 Min. Farbe: klar.



BIS ZU
15%
SPAREN

ab **17,45**

M+W select ULTRASUC SUPER CLEANER

2 l	J-000 779	1 Fl.	€ 20,50
			€ 18,75
ab 4 Fl.	je Fl.	€ 19,50	€ 17,45

Hochwirksames Zusatzreinigungskonzentrat zur gründlichen Reinigung von Absauganlagen und Amalgamscheidern. Löst hartnäckige Ablagerungen, Verkrustungen, Verschmutzungen durch Eiweiß usw. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung von Pulverstrahlgeräten, bei der Reinigung von Abflussleitungen, bei problematischem Leitungswasser oder Abwasserleitungen mit ungünstigem Gefälle. Wöchentliche Anwendung 5 – 10%, Einwirkzeit ca. 0,5 – 2 Stunden.



29,50
26,50

M+W select SEPTOPRINT KONZENTRAT

Dosierflasche, 1 l	J-100 725	1 Fl.	€ 29,50
			€ 26,50

Konzentrat für die Desinfektion von allen gängigen Abformmaterialien wie A-/C-Silikone, Hydrocolloide, Alginate, Polyether sowie Zahnersatz. Besonders ergiebig, mit 1 l Konzentrat können 50 l Desinfektionslösung angesetzt werden. Dabei wirkt Septoprint Konzentrat bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV) bei einer Einwirkzeit von 15 Minuten – 2%. Abformung vor dem Ausgießen mit klarem Wasser abspülen. Farbe grün, mit angenehmem Blumenduft.



BIS ZU
12%
SPAREN

ab **42,90**

M+W select SEPTOPRINT PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion aller zahnärztlichen Abformmaterialien. Sehr gute Materialverträglichkeit und sehr breites Wirkungsspektrum bei einer Einwirkzeit von nur 1 Minute, VAH-gelistet.

5 l	J-200 725	1 Kan.	€ 48,90
			€ 43,90
ab 2 Kan.	je Kan.	€ 47,90	€ 42,90





BIS ZU
16%
SPAREN



ab **10,50**

M+W select SPRÜHDESENFREI ALKOHOLFREI

750 ml Flasche, mit Schaumprühkopf
J-000 710 | 1 Fl. | € 12,50
€ 10,50

Kanister, 10 l
J-000 711 | 1 Kan. | € 69,95
€ 60,95



Aldehyd- und alkoholfreie Sprühdeseinfektion, gebrauchsfertig. Zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Hand- und Winkelstücke und allen Flächen im medizinischem Bereich, die empfindlich auf Alkohol reagieren, wie z. B. Acrylglas und Kunstlederoberflächen. Wirksam gegen HBV, HCV, HIV, Inaktivierung von Rotaviren, bakterizide Wirkung und fungizide Wirkung in 1 Minute. Angenehm leichter Limonenduft. Die 750 ml Sprayflasche ist mit einem Duo Spraykopf ausgestattet. Sie können wie gewohnt spraysen, aber auch umstellen auf die Schaumprühfunktion. Bei dieser Funktion entsteht kein Spraynebel und der Schaum haftet besser auf vertikalen Flächen. VAH gelistet.



ab **9,95**



M+W select SPRÜHDESENFREI PLUS

Sprühflasche, 1 l, ohne Sprühkopf:
Plus
J-200 727 | 1 Fl. | € 10,60
€ 9,95

Plus lemon
J-200 729 | 1 Fl. | € 10,60
€ 9,95

Kanister, 10 l:
Plus
J-200 728 | 1 Kan. | € 63,90
€ 59,95

Plus lemon
J-200 730 | 1 Kan. | € 63,90
€ 59,95

Plus apple
J-200 732 | 1 Kan. | € 63,90
€ 59,95



Aldehydfreie Sprüh- und Wischdesinfektion zur Reinigung und Desinfektion von Flächen und medizinischen Gegenständen. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (z. B. Acrylglas, Polster) anwenden. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet.



BIS ZU
17%
SPAREN



ab **3,75**

M+W select DESINFREIUNGSTÜCHER PLUS

Dose mit 100 Tüchern:
Plus
J-200 735 | 1 Dose | € 5,45
€ 4,95

Plus lemon
J-200 737 | 1 Dose | € 5,45
€ 4,95

Plus apple
J-200 739 | 1 Dose | € 5,45
€ 4,95

ab 3 Dosen
einer Sorte | je Dose | € 4,95
€ 4,75

Refill mit 100 Tüchern:
Plus
J-200 736 | 1 Pckg. | € 4,50
€ 4,25

Plus lemon
J-200 738 | 1 Pckg. | € 4,50
€ 4,25

Plus apple
J-200 740 | 1 Pckg. | € 4,50
€ 4,25

ab 12 Pckgn.
einer Sorte | je Pckg. | € 3,95
€ 3,75



Mit alkoholhaltiger Lösung vorgetränkte Tücher (12 x 20 cm) zur Desinfektion und Reinigung von kleinen Flächen und medizinischen Gegenständen. Angenehme, fusselfreie Tuchqualität. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet, aldehydfrei. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (Acrylglas, Polster) anwenden.



BIS ZU
15%
SPAREN

ab **19,90**



M+W select FLÄCHENDESENFREI PLUS

Aldehydfreies Konzentrat zur Reinigung von großen Flächen und Inventar im medizinischen und nicht-medizinischen Bereich. Angenehmer, leichter Geruch. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet. Nicht als Sprühdeseinfektion und nur gemäß auf dem Etikett angegebenen Konzentrationen verwenden!

2 l
J-200 733 | 1 Kan. | € 22,90
€ 19,90

5 l
J-200 734 | 1 Kan. | € 46,90
€ 42,45

ab 2 Kan. | je Kan. | € 44,90
€ 39,95



M+W select MAXI WIPES

Ungetränkte, weiche Tücher (20 x 30 cm) für die Reinigung von großen Flächen. Die Tücher sind aus einer Mischung von Polyester und Vlies. Die Strukturierung sorgt für eine gleichmäßige Flüssigkeitsaufnahme und Abgabe. Sehr reißfest und fusselarm. Zur Tränkung empfehlen wir 1 – 1,5 l M+W Sprühdeseinfektion.



150 Blatt
J-100 763 | 1 Rolle | € 14,90
€ 13,90
ab 6 Rollen | je Rolle | € 14,20
€ 13,20

Quattro Eimer
mit Depotdeckel zur Aufbewahrung von getränkten Großformattüchern
J-100 751 | 1 Pckg. | € 6,30



ab **13,20**

M+W select WET WIPES SOFT

Alkoholfreie, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

2 Rollen à 90 Blatt (28 x 30 cm):

AF
J-100 755 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 35,50

lemon (Limonenduft)
J-100 756 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 35,50

green apple (Apfelduft)
J-100 757 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 35,50



39,90
35,50



M+W select WET WIPES MAXI

Alkoholfreie, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher (20 x 30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen in angenehm frischen Duft. Die Tücher sind aus einem wertigen, fusselfreien Vliesmaterial. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

2 Rollen à 150 Blatt (20 x 30 cm):

AF
J-100 766 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 35,50

Quattro Eimer
mit Depotdeckel zur Aufbewahrung
von getränkten Großformattüchern

J-100 751 | 1 Pckg. | € 6,30



39,90
35,50



M+W select KÄLTEKOMPRESSEN


Sofort-Kältekompressen zur äußerlichen, einmaligen Anwendung. Durch kräftiges Drücken des Beutels und Schütteln wird die Kühlflüssigkeit aktiviert. Maße 15 x 17 cm.

10 Stck.
J-100 695 | 1 Pckg. | € 7,90



BEIM KAUF VON 3 PACKUNGEN
M+W KÄLTEKOMPRESSEN ERHALTEN
SIE 1 PACKUNG M+W KÄLTE-
KOMPRESSEN GRATIS DAZU.
SOLANGE VORRAT REICHT.

3+1
SPAREN SIE 25%



BIS ZU
23%
SPAREN

ab 8,90

M+W select KOMBIFOLIE

Papier/Folie nach DIN 58 953/7 und EN 868, mit Indikator, nur für Autoklav und Chemiklav. Für Heißsiegel- und Durchlaufsiegelgeräte.

Rolle, 5 cm breit, 100 m
J-000 752 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 9,50
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 10,90
€ 8,90

Rolle, 7,5 cm breit, 100 m
J-000 753 | 1 Pckg. | € 13,90
€ 11,90
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 12,90
€ 10,90

Rolle, 10 cm breit, 100 m
J-000 754 | 1 Pckg. | € 17,90
€ 14,90
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 16,90
€ 13,90

Rolle, 5 cm breit, 200 m
J-000 722 | 1 Pckg. | € 17,95
€ 14,95

Rolle, 7,5 cm breit, 200 m
J-000 723 | 1 Pckg. | € 23,45
€ 19,45

Rolle, 10 cm breit, 200 m
J-000 724 | 1 Pckg. | € 32,60
€ 26,60

Rolle, 20 cm breit mit Seitenfalte 5 cm, 100 m lang, zum Einschweißen von Norm-Trays oder Kassetten
J-000 725 | 1 Pckg. | € 48,90
€ 39,90



BIS ZU
15%
SPAREN



169,-
143,90

M+W select ETIKETTIERER

Etikettiersystem für die Dokumentation auf Sterilgutverpackungen und anschließender Dokumentation in der Patientenakte durch Sandwichetikett. Auf dem Label werden folgende Daten aufgedruckt: Personalname oder Personalnummer (5-stellig), Charge bzw. Zyklusnummer (7-stellig), Sterilisationsdatum, Ablaufdatum der Sterilität. Bitte Etiketten mitbestellen, im Lieferumfang sind keine Etiketten enthalten.

Etikettierer
J-200 710 | 1 Stck. | € 169,00
€ 143,90

Sandwichetiketten,
4 Rollen à 500 Stck.
J-200 711 | 1 Pckg. | € 27,95
€ 23,75

Farbwalze
J-200 712 | 1 Pckg. | € 15,90





SUPER-GÜNSTIGER PREIS!

ab **59,-**

NEU
Prüfkörper jetzt aus Metall

UMSTELLUNGS-ANGEBOT
Jetzt sparen und die Umwelt dabei schonen.

M+W select HELIXCONTROL PRO

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven nach EN 867-5 zur Überprüfung der vollständigen Luftentfernung aus Hohlkörperinstrumenten. Der Prüfkörper ist aus Metall gefertigt und hält somit den starken Temperaturen im Autoklaven dauerhaft stand. Lediglich die Teststreifen müssen ausgetauscht werden.

SUPER-GÜNSTIGER PREIS!

Set:
1,5 m Schlauch mit Metallklammer, Teflonträger für Indikatorstreifen, 50 Indikatorstreifen
J-100 777 | 1 Pckg. | € 59,00

Refill:
250 Indikatorstreifen
J-100 778 | 1 Pckg. | € 69,00



NEU

31,90
26,90

16% SPAREN



M+W select INKTEST EASY

Siegelnahtfestigkeitstest zur Routineüberprüfung gemäß ISO 11607-1 Anhang B sowie ASTM F1929. Durch die neue Darreichungsform im flachen Beutel jetzt noch einfachere Handhabung und gleichmäßiger Austritt der Flüssigkeit. Unregelmäßigkeiten in den Schweißnähten werden unmittelbar nach Entleeren des Beutels sichtbar. Für eine saubere und sichere Aufbewahrung sorgt die hochwertige Alubox.

Box mit 30 x 3 ml Testbeutel
J-500 701 | 1 Pckg. | € 31,90
€ 26,90



NEU: Flüssigkeit jetzt im Beutel –
dadurch einfachere und sauberere Anwendung.

34,90
29,90

14% SPAREN



M+W select SEAL TEST

Siegelnaht-Test zur täglichen Überprüfung der Funktion Ihres Foliensiegelgerätes gemäß EN ISO 11607-2.



Heftchenpackung mit 100 Teststreifen
J-200 707 | 1 Pckg. | € 34,90
€ 29,90

188,90
158,90

BIS ZU 16% SPAREN



M+W select WASH TEST

Test zur Überprüfung der Desinfektions- und Reinigungsleistung des Thermodesinfektors. Auf dem Prüfkörper befindet sich ein spezieller Indikator, der während des Spülvorgangs ausgewaschen wird. Anhand des Tests ist die Leistung der Spülarne erkennbar und ob eine Über- oder Unterdosierung der Chemikalien vorliegt. Mit Hilfe einer aus Edelstahl gefertigten Prüfleiste (mehrfach verwendbar) wird der Wash Test dem ersten Spülgang am Tag beigelegt. Somit stellen Sie einen validierten Prozess für Ihren Thermodesinfektor sicher.



100 Tests (ohne Prüfleiste)
J-200 704 | 1 Pckg. | € 188,90
€ 158,90

Prüfleiste aus Edelstahl
J-200 705 | 1 Stck. | € 58,75
€ 49,95

M+W select KLASSE 5 INDIKATOR

Indikator zur Kontrolle während des Sterilisationsprozesses im Autoklaven gem. EN ISO 11140-1.

200 Indikatorstreifen
J-200 702 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,90



21,90
18,90



M+W select XYLOBLEACH

35% Wasserstoffperoxid Konzentration für die medizinische Aufhellung verfärbter Zähne ebenso für endodontisch behandelte Zähne. Der Zusatz Xylitol hat eine plaque-reduzierende Wirkung und hemmt die Kariesbildung. Dank hohem Peroxidgehalt erzielt man eine schnelle und zuverlässige Aufhellung mit einem langanhaltenden Ergebnis. Durch den neutralen pH-Wert ist das Material dabei zahnschonend. Der Gingiva Protector gewährleistet einen sicheren Schutz des Zahnfleisches. Dank Automix-System entfällt manuelles Anmischen, das Material hat eine homogene Qualität und durch die rote Farbe einen guten Kontrast zum Zahn.

5 g Automix-Spritze, 3 Mischkanülen,
1,5 g Gingiva Protector, 3 Applikationstips
J-000 898 | 1 Pckg. | € 49,90
€ 42,50



49,90
42,50



› Einführungsangebot! ‹



39,90
31,90



M+W select POWER WHITENING XTRA 38%

38% Wasserstoffperoxid geeignet für die medizinische Aufhellung stark verfärbter Zähne.

2,5 ml Doppelmischspritze,
2 Mischkanülen,
1,5 g Gingiva Protector
mit 2 Applikationskanülen
J-000 891 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 31,90



ab **14,80**



M+W select WHITENING STAR HOME

Kosmetische Zahnaufhellung in Verbindung mit laborgefertigten Schienen zur Erstanwendung in der Praxis und Weiterverwendung durch den Patienten zuhause. Je nach gewünschter Tragedauer stehen 2 Konzentrationen zur Verfügung.

4 x 1,2 ml Spritzen mit wieder-verschließbarer Kappenkanüle:
10 %

J-000 892 | 1 Pckg. | € 19,80
€ 16,80

16 %
J-000 893 | 1 Pckg. | € 19,80
€ 16,80

ab 3 Pckgn. einer Konzentration | je Pckg. | € 18,80
€ 15,80

ab 5 Pckgn. einer Konzentration | je Pckg. | € 17,80
€ 14,80



20,90
18,90



M+W select FISSURENVERSIEGLER

Lichthärtendes, weißes Composite für die Fissuren-Versiegelung mit kontinuierlicher Freisetzung von Fluorid.

2 x 2 ml Spritzen,
6 Applikationskanülen
J-200 135 | 1 Pckg. | € 20,90
€ 18,90



› Einführungsangebot! ‹

M+W select SOFT STICKS

Interdentalreiniger für eine einfache und effiziente Entfernung von Plaque in den Zahnzwischenräumen. Die elastischen Silikonborsten gleiten sanft in den Interdentalraum und massieren zugleich das Zahnfleisch. Einfache Anwendung auch bei KFO Apparaturen. Umweltfreundliche Verpackung.

2,49
2,25



32 Stcks.
J-200 848 | 1 Pckg. | € 2,49
€ 2,25





NEU

BIS ZU
42%
SPAREN

ab 1,¹⁰

M+W select PROTHESENBÜRSTE

Prothesenbürste mit 2 Bürstendköpfen. Das große plane Borstenfeld ist für die gründliche Reinigung der Außenbögen. Das kleine spitz zulaufende Borstenfeld für die schwer zugänglichen Stellen innerhalb der Innenbögen.

J-200 820 | 1 Stck. | € 1,90
€ 1,40
ab 10 Stck. | je Stck. | € 1,60
€ 1,10



NEU

BIS ZU
41%
SPAREN

ab 0,⁹⁵

M+W select ZUNGENREINIGER

Die Kombination mit den 2-reihigen Borsten und den 3 weichen Schaber ermöglicht eine sanfte und gründliche Reinigung der Zungenoberfläche. Der rutschfeste Griff sorgt für eine gute Handhabung.

J-200 825 | 1 Stck. | € 1,60
€ 1,45
ab 10 Stck. | je Stck. | € 1,45
€ 1,10
ab 30 Stck. | je Stck. | € 1,10
€ 0,95



NEU

BIS ZU
20%
SPAREN

ab 0,³⁹

M+W select KINDERZAHNBÜRSTE

Kinderzahnbürste mit kindgerechtem Griff für einen sicheren Halt. Weiche Borsten für eine schonende und gründliche Reinigung.

grün
J-200 845 | 1 Stck. | € 0,49
€ 0,45
pink
J-200 846 | 1 Stck. | € 0,49
€ 0,45
ab 10 Stck.
einer Farbe | je Stck. | € 0,45
€ 0,39



NEU

ab 0,⁸⁹

BIS ZU
25%
SPAREN

M+W select KOMFORT ZAHNBÜRSTE

Mit ergonomischem, rutschfestem Gummigriff und flexiblem Hals. Weiche Außen-Stimulatoren massieren sanft das Zahnfleisch.

J-200 847 | 1 Stck. | € 1,19
€ 1,09
ab 12 Stck. | je Stck. | € 1,09
€ 0,99
ab 24 Stck. | je Stck. | € 0,99
€ 0,89



M+W select EINBÜSCHELBÜRSTE

Mit spitz zulaufenden Borsten für die optimale Pflege von schwer erreichbaren Stellen, zur Pflege des Zahnfleischrandes, für sehr große Zahnzwischenräume, bei Zahnfehlstellungen, für Zahnersatz und Brackets.

J-200 849 | 1 Stck. | € 1,20
€ 1,10
ab 12 Stck. | je Stck. | € 1,09
€ 0,99



NEU

BIS ZU
18%
SPAREN

ab 0,⁹⁹

M+W select RIM-LOCK

PERFORIERT

Aus Edelstahl (18/8) mit angeschweißtem Griff, Rand- und Innenbördelung (geschweißt), für alle Sterilisationsarten geeignet.

GLATT

Aus rostfreiem Edelstahl (18/8), mit Rand und Innenbördelung (geschweißt). Nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

PERFORIERT

Satz mit 8 Löffeln:
je 1 Löffel in allen
Größen OK und UK

J-022 650 | 1 Satz | € 68,90
€ 58,90



GLATT

Satz mit 10 Löffeln:
je 1 Löffel in allen
Größen OK und UK

J-098 650 | 1 Satz | € 85,90
€ 72,90




BIS ZU
21%
SPAREN

ab **7,45**

Form	PERFORIERT
OK S klein, PS 3	J-022 651
OK M mittel, PS 4	J-022 652
OK L groß, PS 5	J-022 653
OK XL extra groß, PS 6	J-022 654
UK S klein, PI 3	J-022 655
UK M mittel, PI 4	J-022 656
UK L groß, PI 5	J-022 657
UK XL extra groß, PI 6	J-022 658
partiell links, mittel*	J-022 680
partiell rechts, mittel**	J-022 681
je Stck.	€ 9,45 € 7,45

Form	GLATT
OK XS extra klein, BS 1	J-098 651
OK S klein, BS 2	J-098 652
OK M mittel, BS 2A	J-098 653
OK L groß, BS 3	J-098 654
OK XL extra groß, BS 5	J-098 655
UK XS extra klein, BI 1	J-098 656
UK S klein, BI 2	J-098 657
UK M mittel, BI 2A	J-098 658
UK L groß, BI 3	J-098 659
UK XL extra groß, BI 5	J-098 660
partiell links, mittel*	J-098 661
partiell rechts, mittel**	J-098 662
je Stck.	€ 9,45 € 7,45

PERFORIERT



GLATT



* (für Quadrant I und III)
** (für Quadrant II und IV)



M+W select FÜLLUNGSTRUMENTE

Kugel/Kugel

1,0 mm/1,3 mm	J-181 600
1,4 mm/1,8 mm	J-181 601
1,9 mm/2,3 mm	J-181 602
2,5 mm/3,0 mm	J-181 603
1,0 mm/1,4 mm	J-081 608
2,2 mm/3,0 mm	J-081 609
4,5 mm/3,5 mm	J-081 610

birnenförmig

1,0 mm/1,5 mm	J-081 611
1,5 mm/1,8 mm	J-081 612
1,9 mm/2,3 mm	J-081 613

plan/plan

1,0 mm/1,2 mm	J-181 604
1,4 mm/1,6 mm	J-181 605
1,7 mm/1,9 mm	J-181 606

Kugel/Spatel

1,9 mm/2,5 mm	J-081 607
---------------	-----------

Spatel/Spatel

1,6 mm/1,6 mm	J-081 601
1,6 mm/2,0 mm	J-081 603
2,0 mm/2,0 mm	J-181 607
2,4 mm/2,4 mm	J-081 602
2,5 mm/2,5 mm	J-181 608

1 Stck. € 9,50
€ 8,95
ab 5 Stck. einer Form,
je Stck. € 8,95
€ 7,95

Rostfreier Edelstahl,
Qualitätsinstrumente.



ab **7,95**

BIS ZU
16%
SPAREN



57,90
49,50

15%
SPAREN



M+W select KRONENTFERNER

Kronenheber für noch einfachere Entfernung von zementiertem Zahnersatz. Kein Verkanten mehr, durch das schmale Ende greift der Hebel perfekt in die Trennungsnaht der Krone, die Kronen lassen sich dadurch besser aufbiegen. In zwei Ausrichtungen erhältlich.

Form
vertikal J-300 620
horizontal J-300 621
1 Stck. € 57,90
€ 49,50



91,-
77,90

14%
SPAREN



M+W select KRONENTFERNUNGSZANGE

Zange mit Rückholfeder zum Entfernen von Kronen. Kunststoffbacken auswechselbar.

J-300 640 | 1 Stck. | € 91,00
€ 77,90
Kunststoffbacken, Paar
J-300 641 | 1 Pckg. | € 10,50



M+W select KRONENABNEHMEHILFE

Stabiles Instrument aus rostfreiem Stahl mit 2 Funktionsenden, die in den Spalt der aufgeschnittenen Krone greifen und diese durch Abwinkeln mühelos aufbiegen.

J-081 683 | 1 Stck. | € 51,90
€ 41,90



51,90
41,90

19%
SPAREN



gerade

gebogen

14%
SPAREN

43,50
37,50

M+W select PA-SCHEREN IRIS

Extra scharfe Scheren mit Mikroschliff aus hochwertigem Stahl für sehr hohe Elastizität, Zähigkeit und hohe Bruchsicherheit. Rostsicher, antimagnetisch und beständig gegen alle Desinfektionsmitteln und Säuren, die in der Zahnarztpraxis vorkommen.

gerade, 10,5 cm J-040 697 | 1 Stck. | € 43,50
€ 37,50
gebogen, 10,5 cm J-040 677 | 1 Stck. | € 43,50
€ 37,50



42,90
35,90

16%
SPAREN



M+W select ZAHNFLEISCH-SCHERE

Rostfrei.

Gingiva-Schere n. La Grange:
doppelt gebogen, feine Zackung verhindert ein Weggleiten des Zahnfleisches, 11,5 cm

J-040 650 | 1 Stck. | € 42,90
€ 35,90





22,50
17,50

22%
SPAREN

M+W select PARODONTAL-KÜRETTEN NACH GRACEY

Gracey 1/2 | **J-500 600** für den Frontzahnbereich (kurz)



Gracey 3/4 | **J-500 601** für den Frontzahnbereich (Kontrawinkel, kurz)



Gracey 5/6 | **J-500 602** für den Seitenzahnbereich (mittel) – Schaft und Schneide sind leicht abgewinkelt



Gracey 7/8 | **J-500 603** für den Seitenzahnbereich (Kontrawinkel, mittel) – für bukkale und linguale Flächen



Gracey 9/10 | **J-500 604** für Molaren (Kontrawinkel, lang) – Schaft und Schneide abgewinkelt für schlecht zugängliche Wurzeloberflächen



Gracey 11/12 | **J-500 605** für die mesiolingualen und mesiobukkalen Bereiche des Seitenzahngebietes



Gracey 13/14 | **J-500 606** für die distalen Flächen aller Molaren



Gracey 15/16 | **J-500 607** für die mesialen Flächen aller Molaren



1 Stck. | € 22,50
€ 17,50



27,90
22,90

18%
SPAREN

M+W select COLOR PA-KÜRETTEN N. GRACEY

Die Instrumente haben eine bis 180 °C hitzebeständige Farbmarkierung zur schnellen Identifikation der jeweiligen Figur. Sind aus speziellem, hochlegiertem, rosticherem Edelstahl gefertigt und werden in einem zusätzlichen Verfahren gehärtet. Sie zeichnen sich durch Bruchsicherheit, federharter Elastizität und hohe Korrosionsbeständigkeit aus. Außerdem sind sie gut ausbalanciert und liegen optimal in der Hand.

Gracey 1/2 | **J-140 610**



Gracey 3/4 | **J-140 611**



Gracey 5/6 | **J-140 612**



Gracey 7/8 | **J-140 613**



Gracey 9/10 | **J-140 614**



Gracey 11/12 | **J-140 615**



Gracey 13/14 | **J-140 616**




Gracey 15/16 | **J-140 617**



1 Stck. | € 27,90
€ 22,90

ab **4,95**

BIS ZU
16%
SPAREN



M+W select SKALPELLGRIFF

Die besondere Griffoberfläche bietet sicheren Halt und lässt sich optimal reinigen.

Skalpellgriff Nr. 3 (1.) **NEU**
J-200 669 | 1 Stck. | € 5,90
€ 4,95

Skalpellgriff (2.)
J-140 625 | 1 Stck. | € 32,90
€ 27,90



79,90
67,90

15%
SPAREN

M+W select RETRAKTOR

Der M+W Retraktor ist eine Kombination aus Vestibulumhaken und Sternberg Abhalter. Das Vestibulum Ende wird verwendet, um den gesamten Lippenbereich abzuhalten und dadurch eine optimale Sicht auf das Operationsfeld zu gewährleisten. Das Sternberg Ende hält den Mundwinkel ab.



J-140 676 | 1 Stck. | € 79,90
€ 67,90

ab 18,90

BIS ZU
21%
SPAREN



M+W select FLEXI-DISC

Polierscheiben zum Konturieren, Finieren und Polieren von allen Restaurationsmaterialien wie Composites, Amalgam, Glas-Ionomere, Halbedelmetall und Edelmetall. Die Scheiben sind einseitig mit Aluminiumoxid-Partikeln überzogen. Die Körnungsstärke ist dem jeweiligen Einsatz angepasst. Für einfache optische Unterscheidung der einzelnen Körnungsstärken sind die Scheiben eingefärbt.

Alle Körnungen sind in

2 Scheibengrößen erhältlich:

10 mm Ø für schwerzugängliche Bereiche und kleine Flächen, 14 mm Ø für größere Bereiche.

Schwarz - extragrob: Konturieren

Blau - grob: Konturieren

Lila - mittel: Finieren

Pink - fein: Politur

Weiß - extra-fein: Hochglanzpolitur

Set 240 Scheiben:

30 Stck. je Körnung und Ø (außer schwarz), 1 Mandrell WST
J-400 880 | 1 Set | € 59,90
€ 49,90

Mandrell für Winkelstück

J-400 889 | 1 Pckg. | € 4,95

Farbe / Ø	Refill: 100 Scheiben
schwarz / 10 mm	J-400 878
blau / 10 mm	J-400 881
blau / 14 mm	J-400 882
lila / 10 mm	J-400 883
lila / 14 mm	J-400 884
pink / 10 mm	J-400 885
pink / 14 mm	J-400 886
weiß / 10 mm	J-400 887
weiß / 14 mm	J-400 888
1 Pckg.	€ 23,90 € 18,90



> Solange Vorrat reicht! <

M+W select COMPO-POLIERER

Einstufiges Poliersystem aus latexfreiem Silikon für die Politur von Compositefüllungen, Verblendkunststoffen und natürlichen Zähnen. Autoklavierbar bis 134 °C, Farbe gelb, Winkelstückschaft, max. 20.000 U/Min.

Form	Nachfüllpackung: 10 Stck.
Minispitze	J-400 896
Walze	J-400 897
Kelch	J-400 898
Kelch breit	J-400 899
1 Pckg.	€ 12,95 € 10,95

BIS ZU
42%
SPAREN

ab 10,95

Set: **SUPER-GÜNSTIGER PREIS!**
12 Polierer, je 3 Stck. je Form
J-400 890 | 1 Set | € 19,90
€ 11,50



Minispitze Walze Kelch Kelch breit



BIS ZU
21%
SPAREN



M+W select FLEXISTRIPS

Polier- und Finierstreifen aus extra flexiblem Polyester material. Einseitig belegt mit Aluminiumoxid Partikeln. Ideal für das Konturieren und Polieren aller Restaurationsmaterialien. Länge je Streifen 15 cm.

ab 5,70

50 Streifen:


grob (blau)/ medium (helllila)
J-100 885 | 1 Pckg. | € 7,20
€ 6,20

fein (rosa)/ x-fein (weiß)
J-100 886 | 1 Pckg. | € 7,20
€ 6,20

ab 3 Pckgn.
einer Ausführung | je Pckg. | € 6,70
€ 5,70



BIS ZU
21%
SPAREN



M+W select BOHRERSTÄNDER

Rostfreier Stahl, mattiert, schräggehend, autoklavierbar bis 145 °C.

6 x 6,5 cm:
für 30 Hand-/Winkelstückbohrer
J-000 678 | 1 Stck. | € 18,75
€ 14,90

6 x 6,5 cm:
für 30 FG-Instrumente
J-000 669 | 1 Stck. | € 18,75
€ 14,90

15 x 7,5 cm:
für 42 FG- und 42 Hand-/
Winkelstückbohrer
J-000 668 | 1 Stck. | € 40,50
€ 32,50



BIS ZU
18%
SPAREN



M+W select BOHRERSTÄNDER

Für 8 FG-Bohrer und 4 Winkelstückbohrer. 7,6 cm lang, 3,6 cm hoch, farbcodierter Kunststoff, autoklavierbar bis 121 °C, für Thermodesinfektor geeignet.

ab 7,50

Farbe	1 Stck.
blau	J-000 617
gelb	J-000 618
grün	J-000 619
je Stck.	€ 9,20 € 8,20
ab 3 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 8,50 € 7,50



M+W select FG-DIAMANTEN BOX

M+W FG-Diamanten überzeugen durch ihre extrem hohe Bruchfestigkeit, effiziente Schneidleistung und lange Standzeiten. Durch das spezielle Triton™ Beschichtungsverfahren wird eine überragende, dauerhafte Diamantenbindung erzeugt, die eine scharfe und glatte Schneidfähigkeit verstärkt. Die unlösliche ISO-Farbmarkierung verhindert Verwechslungsmöglichkeiten. Computergesteuerte Fertigungsverfahren und 100%ige Qualitätskontrollen nach neuesten Richtlinien machen die M+W FG-Diamanten zu einem absolut sicheren und hochwertigen Instrument für den täglichen Einsatz. Die Instrumente sind in einer farbigem Box verpackt – entsprechend der jeweiligen ISO-Farbmarkierung. Die stabile Box sorgt für eine hygienische, sichere Aufbewahrung.

Maximale Drehzahlen

ISO-Gr. 1/10 mm	Maximal UpM
007-010	450.000
012-014	450.000
016-018	450.000
021-023	300.000
025-027	160.000
029-031	140.000
033-040	120.000

Packung mit 5 Stck.	Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3
1 Pckg.	€ 9,95 € 6,90	€ 12,30 € 6,90	€ 16,30 € 6,90

Internationale Farbcodierung

schwarzer Ring	x-grob	151-181 µm	XC	Grobes Vorschleifen
grüner Ring	grob	150 µm	C	Vorschleifen
blauer Ring	mittel	107-125 µm	M	Universelles Schleifen
roter Ring	fein	64 µm	F	Glätten
gelber Ring	extrafein	30-38 µm	SF	Vorfinieren
weißer Ring	ultrafein	20 µm	UF	Endfinieren und Glätten

FG-Schaft, 5 Stück



Figur Größe	801 009	801 010	801 012	801 014	801 016	801 018	801 021	801 023	802 014	802 017
x-grob	-	-	-	J-400 843	-	-	-	-	-	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
grob	-	-	-	J-300 821	-	-	-	-	-	-
mittel	J-300 818	J-300 819	J-300 820	J-300 822	J-300 823	J-300 824	J-300 825	-	J-300 827	J-300 828
extrafein	-	-	-	-	-	-	-	J-300 826	-	-
ultrafein	-	-	-	-	-	-	-	J-400 848	-	-
Preisgruppe	1	1	1	1	2	2	3	3	1	2

Kavitätenkugel

FG-Schaft, 5 Stück



Figur Größe	805 009	805 010	805 012	805 014	806 012	806 014
mittel	J-300 829	J-300 832	J-300 830	J-300 831	J-300 834	J-300 833
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1

Kegel umgekehrt, kurz

FG-Schaft, 5 Stück



Figur Größe	807 013	807 015
mittel	J-300 835	J-300 836
Preisgruppe	1	2

Kegel umgekehrt, lang

FG-Schaft, 5 Stück



Figur Größe	813 012	813 014	813 016
grob	-	-	-
mittel	J-300 837	J-300 838	J-300 839
Preisgruppe	1	1	2

Diabolo

FG-Schaft, 5 Stück



Figur Größe	830R 009	830R 012	830R 016	830L 012	830L 014	830L 016
grob	-	J-300 841	-	J-300 844	J-300 846	-
mittel	J-300 840	J-300 843	J-300 842	J-300 845	J-300 847	J-300 848
Preisgruppe	1	1	2	2	2	2

Birne

FG-Schaft, 5 Stück



Figur Größe	835 008	835 010	835 012	835 014	835KR 010	835KR 012
x-grob	-	J-400 844	-	-	-	-
Preisgruppe	-	3	-	-	-	-
grob	-	J-300 850	-	-	-	-
mittel	J-300 849	J-300 851	J-300 852	J-300 853	J-300 854	J-300 855
fein	-	-	-	-	-	-
extrafein	-	-	-	-	-	-
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1

Zylinder kurz

FG-Schaft, 5 Stück



Figur Größe	836 010	836 012	837 010	837 012	837 014
x-grob	-	-	-	J-400 841	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-
grob	-	-	-	J-300 860	-
mittel	J-300 856	J-300 857	J-300 858	J-300 861	J-300 863
fein	-	-	-	-	J-300 862
extrafein	-	-	-	J-300 859	-
Preisgruppe	2	2	2	2	2

Zylinder

6,90

BIS ZU
58%
SPAREN




FG-Schaft, 5 Stück



Zylinder rund



Zylinder spitz



Figur	881	881	885	885
Größe	010	012	010	012
x-grob	-	-	-	J-400 845
Preisgruppe	-	-	-	3
grob	-	-	-	J-300 896
mittel	J-300 892	J-300 893	J-300 894	J-300 897
fein	-	-	-	J-300 895
extrafein	-	-	-	-
Preisgruppe	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stück



Torpedo



Figur	878	879	879	879	879
Größe	012	010	012	014	016
x-grob	-	-	-	J-400 840	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-
grob	-	-	J-300 886	J-300 889	-
mittel	J-300 883	J-300 884	J-300 887	J-300 890	J-300 891
fein	-	-	J-300 885	J-300 888	-
extrafein	-	-	-	-	-
Preisgruppe	2	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stück



Konus flach



Konus rund



Figur	848	848	850	850
Größe	014	016	012	014
mittel	J-300 864	J-300 865	J-300 866	J-300 867
Preisgruppe	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stück



Separierer




Figur	859	859	859	859	859
Größe	010	012	014	016	018
mittel	J-300 868	J-300 870	J-300 871	J-300 873	-
extrafein	J-300 869	-	J-300 872	-	J-300 874
Preisgruppe	2	2	2	2	2


FG-Schaft, 5 Stück



Knospe



Eiform



Figur	368	368	368	379
Größe	016	018	023	023
mittel	J-300 811	J-300 813	J-300 815	-
fein	J-300 810	-	J-300 814	-
extrafein	J-300 812	-	J-300 816	J-300 817
Preisgruppe	2	2	3	3
ultrafein	J-400 850	-	J-400 846	-
Preisgruppe	3	-	3	-

FG-Schaft, 5 Stück



Flamme



Figur	862	863	863
Größe	012	012	014
x-grob	-	-	J-400 842
Preisgruppe	-	-	3
grob	-	-	J-300 880
mittel	-	J-300 877	J-300 881
fein	-	J-300 876	J-300 879
extrafein	J-300 875	J-300 878	J-300 882
Preisgruppe	2	2	2
ultrafein	J-400 849	-	J-400 847
Preisgruppe	3	-	3

FG-Schaft, 5 Stück



Rad



Figur	909
Größe	036
mittel	J-300 898
Preisgruppe	3

> ALLE GRÖSSEN & FORMEN EIN PREIS! <

5,15
3,99

23%
SPAREN



M+W select PAPIERSPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, sterilisiert, 28 mm lang.



ISO, Farbe	Taper 02, 200 Stck.	Taper 04, 60 Stck.	Taper 06, 60 Stck.	ISO, Farbe	Taper 02, 120 Stck.
15, weiß	J-100 644	J-200 670	J-200 677	45, weiß	J-100 651
20, gelb	J-100 645	J-200 671	J-200 678	50, gelb	J-100 652
25, rot	J-100 646	J-200 672	J-200 679	55, rot	J-100 653
30, blau	J-100 647	J-200 673	J-200 680	60, blau	J-100 654
35, grün	J-100 648	J-200 674	J-200 681	70, grün	J-100 655
40, schwarz	J-100 649	J-200 675	J-200 682	80, schwarz	J-100 656
15-40 sortiert	J-100 650	J-200 676	J-200 683	45-80 sortiert	J-100 657
je Pckg.	€ 5,15 € 3,99	€ 5,15 € 3,99	€ 5,15 € 3,99	je Pckg.	€ 5,15 € 3,99

7,05
5,20

26%
SPAREN



M+W select GUTTAPERCHASPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, 28 mm lang, röntgensichtbar, formstabil und gewebeverträglich.



ISO, Farbe	Taper 02, 100 Stck.	Taper 04, 60 Stck.	Taper 06, 60 Stck.	ISO, Farbe	Taper 02, 100 Stck.
15, weiß	J-100 630	J-200 684	J-200 691	45, weiß	J-100 637
20, gelb	J-100 631	J-200 685	J-200 692	50, gelb	J-100 638
25, rot	J-100 632	J-200 686	J-200 693	55, rot	J-100 639
30, blau	J-100 633	J-200 687	J-200 694	60, blau	J-100 640
35, grün	J-100 634	J-200 688	J-200 695	70, grün	J-100 641
40, schwarz	J-100 635	J-200 689	J-200 696	80, schwarz	J-100 642
15-40 sortiert	J-100 636	J-200 690	J-200 697	45-80 sortiert	J-100 643
je Pckg.	€ 7,05 € 5,20	€ 7,05 € 5,20	€ 7,05 € 5,20	je Pckg.	€ 7,05 € 5,20

M+W select SCHAUMSTOFFEINSÄTZE

Höhe 1 cm, Ø 5 cm, passend für Clean Stand, 25 Stck.

J-198 634 | 1 Pckg. | € 7,05
€ 5,30

Höhe 1 cm, Ø 6,5 cm, passend für Twin-Bloc, 25 Stck.

J-198 628 | 1 Pckg. | € 7,05
€ 5,30

Höhe 0,5 cm, Ø 5 cm, passend für Clin Grip und Interim-Stand, 50 Stck.

J-198 629 | 1 Pckg. | € 7,05
€ 5,30




25%
SPAREN

7,05
5,30



9,50
6,50

32%
SPAREN



M+W select ENDO MESSBLOCK

Zur Längeneinstellung von Endo-Instrumenten, Papierspitzen, Guttapercha- und Silberstiften. Abmessungen: 103 x 25 x 32 mm. Autoklavierbar bis 134 °C.



J-400 680 | 1 Stck. | € 9,50
€ 6,50

ab 27,60

BIS ZU
15%
SPAREN



M+W select ENDO MESSSYSTEM

Aus Edelstahl mit seidener Oberfläche, inkl. Deckel, für 11 Endo-Instrumente zur exakten Längeneinstellung und Steril-Aufbewahrung von Wurzelkanalinstrumenten. M+W bietet einen Staffelpreis an, da viele Praxen das System individuell für eine Wurzelbehandlung bestücken.



J-000 684 | 1 Stck. | € 32,60
€ 29,60
ab 3 Stck. | je Stck. | € 31,60
€ 28,60
ab 6 Stck. | je Stck. | € 30,60
€ 27,60

M+W select ENDO-SPÜLKANÜLEN

Spülkanülen für Luer- bzw. Luer-Lock-Spritzen, stumpf, biegsam, Packung mit 100 Stck., steril.

23 mm, Ø 0,3 mm, gelb
J-059 506 | 1 Pckg. | € 12,20
€ 10,20
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 11,70
€ 9,70

23 mm, Ø 0,4 mm, grau
J-059 507 | 1 Pckg. | € 10,20
€ 8,20
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 9,60
€ 7,60

38 mm, Ø 0,5 mm, orange
J-059 508 | 1 Pckg. | € 8,40
€ 7,40
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 7,90
€ 6,90



BIS ZU
25%
SPAREN

ab 6,90

58,50
52,50



M+W select ENDO-EX

Sehr grazile, rostfreie Zange zum Entfernen von abgebrochenen Wurzelkanalinstrumenten, Silberstiften, feinen Knochen- und Wurzelsplittern.



J-040 694 | 1 Stck. | € 58,50
€ 52,50

18,90
15,90

16%
SPAREN



M+W select PIN-PINZETTE

Mit geriefelter Hohlkehle zum besseren Greifen von Pins, Papier- und Guttaperchaspitzen.



J-000 616 | 1 Stck. | € 18,90
€ 15,90

BEIM KAUF VON 3 INSTRUMENTEN NACH WAHL (PRIME LINE, ECO LINE) ERHALTEN SIE 15% RABATT!

M+W select ECO LINE HAND-UND WINKELSTÜCKE

Glasstablichtleiter (40.000 Lux) mit glatter, chrombeschichteter Außenhülle. Thermodesinfizierbar und autoklavierbar. Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen).

ECO LINE Winkelstück:

LE15L rot, Übersetzung 1:5, FG-Schaft, 200.000 U/min, 3-fach Spray, mit Licht
J-200 050 | 1 Stck. | € 595,00

LE11L blau, Übertragung 1:1, WST-Schaft, 40.000 U/min., einzelne Sprühöffnung, mit Licht
J-200 051 | 1 Stck. | € 395,00

LE21L grün, Untersetzung 2:1, WST-Schaft, 20.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, mit Licht
J-200 052 | 1 Stck. | € 395,00

ECO LINE Handstück:

LE01 blau, Übertragung 1:1, HP Fräser, 40.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, ohne Licht
J-200 053 | 1 Stck. | € 250,00



LE15L ab € 505,75*

LE11L ab € 335,75*

LE21L ab € 335,75*

LE01L ab € 212,50*



* Sonderpreis ab 3 Instrumenten (Hand- und Winkelstücke, Turbine gemischt)

M+W select PRIME LINE TURBINE

Titanbeschichtete Außenhülle
 350.000 U/min
 Lautstärke: max. 55 dB
 Licht: 40.000 Lux
 Leistung: 25 Watt
 4-fach Spray, Keramikrollenlager und Hartmetallspritzzange

Gewicht: 69 g
 Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm
 Thermodesinfizierbar und autoklavierbar
 Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen)

HP21KL für Multiflex Kupplung
J-200 040 | 1 Stck. | € 695,00

HP21SL für Sirona Kupplung
J-200 042 | 1 Stck. | € 695,00

HP21WL für W&H Kupplung
J-200 043 | 1 Stck. | € 695,00

HP21NL für NSK Kupplung
J-200 041 | 1 Stck. | € 695,00

Aktionspaket
 HP21NL für NSK Kupplung
 + LED Schnellkupplung mit NSK Anschluss
J-200 086 | 1 Stck. | € 715,00



695,- ab
590,75*

* Sonderpreis ab 3 Instrumenten (Hand- und Winkelstücke, Turbine gemischt)

M+W select ECO LINE TURBINE

Chrombeschichtete Oberfläche
 320.000 U/min
 Lautstärke: max. 62 dB
 Ausleuchtung über einen Glasfaserlichtstab
 Leistung: 24 Watt
 4-fach Spray, Keramikrollenlager

Gewicht: 63 g
 Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm
 Garantie 18 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen)

HE21KL für Multiflex Kupplung
J-200 045 | 1 Stck. | € 395,00

HE21SL für Sirona Kupplung
J-200 047 | 1 Stck. | € 395,00

HE21WL für W&H Kupplung
J-200 048 | 1 Stck. | € 395,00

HE21NL für NSK Kupplung
J-200 046 | 1 Stck. | € 395,00

Aktionspaket
 HE21NL für NSK Kupplung
 + LED Schnellkupplung mit NSK Anschluss
J-200 085 | 1 Stck. | € 425,00



395,- ab
335,75*

* Sonderpreis ab 3 Instrumenten (Hand- und Winkelstücke, Turbine gemischt)

M+W select CLASSIC LINE WINKELSTÜCKKOPF

Winkelstückköpfe aus deutscher Fertigung passend für KaVo Masterserie und Intraserie.
 Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen).

LCH11 blauer Punkt, Übertragung 1:1
J-200 055 | 1 Stck. | € 185,00

LCH21 grüner Punkt, Übersetzung 2:1
J-200 056 | 1 Stck. | € 185,00



185,-

M+W select LED SCHNELLKUPPLUNG

Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen).

KaVo QC6016K 4-Loch
J-200 060 | 1 Stck. | € 169,00

KaVo QC6016KW 4-Loch, mit Wasserregulierung
J-200 061 | 1 Stck. | € 189,00

Sirona QC6016SW 6-Loch, mit Wasserregulierung
J-200 062 | 1 Stck. | € 189,00

NSK QC6016NT 6-Loch, ohne Wasserregulierung
J-200 063 | 1 Stck. | € 126,00



ab **126,-**

Die perfekte Pflege für die perfekten Instrumente

48,80
38,80

**20%
SPAREN**



M+W select INSTRUMENTENSTÄNDER

Aus rostfreiem Stahl, für 3 Turbinenwinkelstücke und 12 Hand- oder Winkelstücke.

Bitte beachten Sie: die Zellstoffauflage ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Instrumentenständer
J-000 670 | 1 Stck. | € 48,80
€ 38,80

Einsatz für Turbinenwinkelstücke
J-000 690 | 1 Stck. | € 5,25
€ 4,25



M+W select UNIVERSALSPRAY

Pflegespray für Turbinen-, Hand- und Winkelstücke.



**BIS ZU
24%
SPAREN**

ab **12,95**

500 ml
J-037 712 | 1 Dose | € 16,95
€ 14,95
ab 6 Dosen | je Dose | € 15,95
€ 12,95



M+W select T-ÖLSPRAY

Zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen.



**BIS ZU
26%
SPAREN**

ab **14,40**

250 ml
J-100 703 | 1 Dose | € 19,40
€ 16,40
ab 6 Dosen | je Dose | € 18,40
€ 14,40

M+W select PULVERSTRAHLGERÄT

Starter Paket 1:

1 M+W Pulverstrahlgerät KaVo Anschluss,
1 M+W LED Schnellkupplung QC6016KW
J-200 080 | 1 Paket | € 599,00*

Starter Paket 2:

1 M+W Pulverstrahlgerät Sirona Anschluss
1 M+W LED Schnellkupplung QC6016SW
J-200 084 | 1 Paket | € 599,00*

* Die Paketangebote sind nicht rabattfähig.

Prophylaxe Paket 1:

1 M+W Pulverstrahlgerät KaVo Anschluss,
10 x 300 g M+W Prophy Top
Prophylaxepulver Minze
J-200 078 | 1 Paket | € 579,00*

Prophylaxe Paket 2:

1 M+W Pulverstrahlgerät Sirona Anschluss,
10 x 300 g M+W Prophy Top
Prophylaxepulver Minze
J-200 079 | 1 Paket | € 579,00*



Starter Paket 1
inkl. 1 M+W LED Schnellkupplung QC6016KW
(KaVo Anschluss)



Starter Paket 2
inkl. 1 M+W LED Schnellkupplung QC6016SW
(Sirona Anschluss)

10 x



Prophylaxe Paket
inkl. 10 x 300 g M+W Prophy Top
Prophylaxepulver Minze

NEU

**159,-
SPAREN**

MIT UNSEREN
AKTIONSPAKETEN

Pulverstrahlgerät:

KaVo Anschluss
J-200 074 | 1 Stck. | € 569,00
Sirona Anschluss
J-200 075 | 1 Stck. | € 569,00



- Ergonomische, kompakte Form
- 360° RotoGrip®-System
- 24 Monate Garantie
- KaVo und Sirona Anschluss



ab **569,-**

› Einführungsangebot! ‹

M+W select PROPHY TOP

Weiterentwicklung des bewährten M+W Prophylaxepulvers für eine noch bessere und effektivere Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Nur für die supragingivale Anwendung, auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße 43 µm.

Minze, 300 g
J-100 888 | 1 Fl. | € 19,90
€ 16,90
ab 4 Fl. | je Fl. | € 17,90
€ 15,90



**BIS ZU
20%
SPAREN**

ab **15,90**



M+W select PROPHY PERIO

Prophylaxepulver auf Basis von natürlichen Zuckern (nichtkariogen).
Subgingivale Anwendung: Entfernung von periodontalen Biofilmen, Implantatreinigung.
Supragingivale Anwendung: Entfernung von supragingivalen Biofilmen und Verfärbungen um den Sulkus, Entfernung von Verfärbungen in empfindlichen Bereichen, Politur der Zähne. Eine Endpolitur ist überflüssig. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße 15 µm.



**BIS ZU
27%
SPAREN**

ab **12,50**

120 g, neutraler Geschmack
J-100 891 | 1 Fl. | € 17,20
€ 14,20
ab 4 Fl. | je Fl. | € 15,50
€ 12,50

M+W REPAIR & CARE

Unser schneller und zuverlässiger
Reparaturservice für Sie.

Wir sorgen mit unserem hochqualifizierten Reparaturservice M+W Repair & Care dafür, dass Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden und sparen Ihnen dadurch wertvolle Zeit und Kosten.

Wir reparieren für Sie:

- Hand- und Winkelstücke
- Turbinen
- Mikromotoren
- Kupplungen
- Schläuche
- ... und vieles mehr

Von folgenden Herstellern:



... und weiteren führenden Herstellern.

Ihre Instrumenten- Schläuche sind defekt?

Wir kümmern uns darum –
Schlauchreparaturen
bereits ab € 66,-!



Lassen Sie ihre
Instrumente und
Schläuche reparieren
und sichern Sie sich einen
AMAZON GUTSCHEIN*!

Code: 33

Nur bis 04.01.2022 gültig!



UNSER TIPP:

Auf Instrumente der Seite 70
bieten wir bei Reparatur über
unseren Service Repair & Care
**eine kostenlose
Arbeitszeit-
Garantieverlängerung
um 12 Monate.**

Beauftragen Sie noch heute die Abholung Ihrer zu
reparierenden Geräte – immer mit einem **kostenlosen
Kostenvoranschlag & einer kostenlosen Abholung.**
Wir kümmern uns um Ihre Reparaturen!

Hotline: **0 60 42 / 88 00 88**
E-Mail: **repair@mwdental.de**



Schonen Sie die Umwelt
und lassen Sie von uns
Ihre Instrumente reparieren,
anstatt sie zu entsorgen!

* Bis zum 04.01.2022 erhalten Sie unter Angabe des Codes 33 ab einem Netto-Reparaturwert von € 200,- einen € 20,- Amazon-Gutschein.
Pro Reparaturauftrag ist nur 1 Gutschein möglich. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

M+W REPAIR & CARE

WICHTIG! Bitte verpacken Sie Ihre Geräte in einem stabilen Karton. Umschläge und der Gleichen werden nicht mehr vom Paketabholdienst mitgenommen – es droht der Verlust Ihrer Geräte. Für unzureichende Verpackung wird keine Haftung übernommen.

Nach dem Ausfüllen dieses Formulars behalten Sie bitte eine Kopie für Ihre Unterlagen und legen das Originalformular den zu reparierenden Geräten bei.

Kundennummer:

--	--	--	--	--	--	--	--

Beruf/Praxis/Labor:

Name/Vorname:

Straße/ Hausnummer:

PLZ:

--	--	--	--	--	--

Ort:

Mein Gutscheincode:

Auftragsdatum:

Ansprechpartner:

E-Mailadresse oder Faxnummer:

Telefon:

Sofortige Reparatur pro Gerät bis netto €:

Abholwunsch:

Öffnungszeit von/bis:

Mittagspause von/bis:

Urlaubszeit:

Bitte um Angebot über Reparatur

mit Originalersatzteilen

mit Reproduktionsteilen / Generika* (wenn möglich)

Zwei Alternativangebote (Original / Generika* – wenn möglich)

* Generika sind Nicht-Originalersatzteile, die qualitativ mit den Originalen vergleichbar sind aber kostengünstiger.

BEI BEDARF BESTELLSCHEIN KOPIEREN.

Pos.	Hersteller	Modell	Seriennummer	Fehlerbeschreibung
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				

M+W REPAIR & CARE

Volksdorfer Grenzweg 143
22359 Hamburg



Schonen Sie die Umwelt und lassen Sie von uns Ihre Instrumente reparieren anstatt sie zu entsorgen!

Hotline: **0 60 42 / 88 00 88**

E-Mail: **repair.care@mw dental.de**

Fax an: **00 800 / 88 00 80 01**

Bitte beachten Sie: Faxbestellungen können nicht bestätigt werden.

A U F T R A G S F O R M U L A R

19,90
15,90

20%
SPAREN



M+W select SCHUTZBRILLE LIGHT ORANGE

Die leichte Schutzbrille (nur 25 g) bietet einen hohen Tragekomfort. Die Nasenbrücke aus weichem, rutschfestem Silikon und das weiche Endteil verhindern Druckstellen. Sie besteht aus kratzfestem Polycarbonat, ist beschlagfrei, hat einen UV Schutz von 99% und schützt die Augen zusätzlich vor dem Blaulicht der Polymerisationsgeräte.



J-100 068 | 1 Stck. | € 19,90
€ 15,90

13,90
10,90

22%
SPAREN



M+W select SCHUTZBRILLE ERGOFIT

Schutzbrille mit besonderer Geometrie. Der Aufbau basiert nur auf einer zentralen Verbindung im Mittelteil der Scheibe. Durch diese Besonderheit entsteht eine außergewöhnliche Trageverbindung zwischen Rahmen und Gesicht. So werden Druckpunkte im Gesicht minimiert ohne Einschränkung der Schutzleistung. Die patentierte UD Hochleistungs-Technologie bietet zusätzlich eine hervorragende Beständigkeit gegen Kratzer und optimale Anti-Beschlagwirkung.



J-100 082 | 1 Stck. | € 13,90
€ 10,90



BIS ZU
25%
SPAREN

ab 8,40

M+W select SCHUTZBRILLE LIGHT

Sehr leichte Schutzbrille (nur 22 g) mit einer speziellen Anti-Fog und Anti-Scratch Beschichtung für eine noch längere Lebensdauer. Die Bügel, mit Gummieinlage für einen hohen Tragekomfort, sind in der Länge und Neigung verstellbar.


Der Nasensteg ist ebenfalls verstellbar und aus einem weichen Silikon gefertigt, um Druckstellen bei längeren Sitzungen zu vermeiden. UV Schutz gem. EN 166 und EN 170.



Bügel weiß/grün
J-100 087 | 1 Stck. | € 11,20
€ 9,20

Bügel weiß/pink
J-100 088 | 1 Stck. | € 11,20
€ 9,20

ab 10 Stck.
einer Ausführung | je Stck. | € 10,40
€ 8,40



18%
SPAREN

27,95
22,95

M+W select SCHUTZSCHILD 701

Schutzschild aus beschlagabweisendem Kunststoff und mit verstellbarem Elastikband. Kippbar, lässt sich über die meisten Korrekturbrillen und Schutzmasken tragen und wiegt nur 90 g. 99% UV-Schutz.



Schutzschild 701
J-100 070 | 1 Stck. | € 27,95
€ 22,95

Ersatzscheiben, 5 Stck.
J-100 071 | 1 Pckg. | € 52,90
€ 47,90

M+W select AUGENSCHUTZSCHILD LIGHT

Schutzschild für optimalen Schutz der Augenpartie gegen Staub, spritzende Flüssigkeiten und andere Partikel, die zu Verletzungen führen können. Sehr leicht, daher angenehmer Tragekomfort. Reinigung mit Seifenlösung möglich.

je 1 Gestell dunkelblau, gelb, schwarz, pink, mint, 20 Schutzschilde

J-100 079 | 1 Pckg. | € 28,90
€ 23,90



17%
SPAREN

28,90
23,90



BIS ZU
17%
SPAREN

ab **44,-**

M+W select X-RAY ONE

Einteilige Röntgenchemie für alle Rollenentwicklungsmaschinen (z. B. DÜRR-Automaten AC 245, XR 24, XR 24 Pro, XR 24 Nova, XR 25, Philips Rollomaten 810, 820). Kein Ansatzfehler mehr durch die Verarbeitung von nur je 1 Flasche Entwickler und Fixierer. Hohe Stabilität und Oxydationsschutz. Nicht geeignet für Perimat.



Konzentrat für 2 Ansätze
(für je 2 x 5 l Entwickler und Fixierer)
J-000 415 | 1 Pckg. | € 52,90
€ 48,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 51,00
€ 44,00



BIS ZU
22%
SPAREN

ab **35,90**

M+W select RÖNTGEN-CHEMIKALIEN

Röntgen-Chemikalien-Set mit hoher Stabilität, langer Haltbarkeit, hohem Oxydationsschutz. Eignet sich für alle Rollenentwicklungsmaschinen (z. B. DÜRR-Automaten AC 245/XR 24, Gendex, Siemens). Nicht geeignet für Perimat und Velopex-Intra.

Spar-Set:
Konzentrat für 2 Ansätze (für je 2 x 5 l Entwickler und Fixierer)
J-000 411 | 1 Pckg. | € 51,50
€ 47,50
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 49,90
€ 43,90

Nachfüllpackung:
Entwickler für 4 x 5 l
J-000 412 | 1 Pckg. | € 59,90
€ 49,90
Fixierer für 4 x 5 l
J-000 413 | 1 Pckg. | € 45,90
€ 35,90



~~23,45~~
19,90

15%
SPAREN

M+W select LICHTSCHUTZHÜLLEN

Wirksamer Schutz der Speicherfolien gegen Lichteinfall und Kontamination. Durch die selbstklebenden Laschen sind die Speicherfolien sicher geschützt.

250 Stck.:
Gr. 0, für Speicherfolien 22 x 35 mm
J-100 415 | 1 Pckg. | € 23,45
€ 19,90
Gr. 2, für Speicherfolien 31 x 41 mm
J-100 416 | 1 Pckg. | € 23,45
€ 19,90
Gr. 3, für Speicherfolien 27 x 54 mm
J-100 417 | 1 Pckg. | € 23,45
€ 19,90



~~45,70~~
37,50

18%
SPAREN

M+W select HYGIENESCHUTZHÜLLEN OPG

Hüllen aus dünner PE-Folie für hygienischen Schutz der OPG-Aufbissstücke und Anlage-segmente. Passend für alle OPG-Geräte.

500 Stck.:
für Aufbissstücke 4,5 x 2 cm
J-100 410 | 1 Pckg. | € 45,70
€ 37,50
für Anlage-segmente 8,5 x 4 cm
J-100 411 | 1 Pckg. | € 45,70
€ 37,50



M+W select REINIGUNGSFILME

Beschichtete und vorbelichtete Reinigungsfilme für Rollenentwicklungsmaschinen.

100 Stck., 18 x 24 cm
J-000 406 | 1 Pckg. | € 56,90
€ 53,90



~~56,90~~
53,90



SO BESTELLEN SIE BEI UNS:

Rufen Sie uns an unter:
0 60 42 / 88 00 88
Mo, Di, Do 7.30 – 17.30 Uhr
Mi 7.30 – 17.00 Uhr | Fr 7.30 – 16.00 Uhr

Online via Web:
www.mwdental.de
www.mwdental.at (Österreich)

App:
heja+
(Apple Store/Play Store)

Freefax:
00 800 / 88 00 80 01
(Gültig für Deutschland und Österreich)

UNSER SERVICE FÜR SIE:

Ruck-Zuck-Lieferservice
Alles was Sie bis 17.00 Uhr bestellen, wird am selben Tag bearbeitet und versendet.

Porto sparen
Ab einem Nettowarenwert von € 150,- erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

