

M+W HIGHLIGHTS



LABOR < GÜLTIG BIS ZUM 10.10.2022



25% SPAREN

> Top-Angebot! < 'GC'

Informationen auf Seite 14

20% SPAREN



Informationen auf Seite 36



20% SPAREN



Informationen auf Seite 47

NEU



Informationen auf Seite 4

Folgen Sie uns auf:



@mwdentalgmbh



@mwdental_de



@mwdental_de

M+W CAD/CAM FERTIGUNG



Ihr rundum Service:

Egal, ob Sie uns Modelle, Abdrücke oder Datensätze senden – wir verarbeiten alles!

- ▶ Von einfachen Kronen bis zu verschraubten Brücken
- ▶ Wir fertigen M+W Zirkone aller Arten sowie weitere Markenprodukte



Ablauf Ihres Auftrages

WERKTAG 1	WERKTAG 2	WERKTAG 3	WERKTAG 4	WERKTAG 5	WERKTAG 6	WERKTAG 7	WERKTAG 8
Abholung bei Ihnen	Zustellung	Ankunft/Modell-erstellung	Konstruktion	Fräsen	Sintern	Qualitätskontrolle/Versand	Ankunft bei Ihnen
Abholung bei Ihnen	Ankunft / Konstruktion / Fräsen / Sintern	Qualitätskontrolle / Versand	Ankunft bei Ihnen				
Ankunft (bis 14 Uhr) / Prüfung / Fräsen / Sintern	Qualitätskontrolle / Versand	Ankunft bei Ihnen					

Abweichende Lieferzeiten bei Stegarbeiten, Schienen und verschraubten Brücken.

Unsere Leistungsübersicht

Material	Leistung (Preise in €)		
	Datentransfer	Modellservice**	Abdruckservice**
Zirkon			
Zirkon – pro Einheit	29,00	49,00	69,00
Zirkon HT – pro Einheit	39,00	59,00	79,00
Zirkon HT ML – pro Einheit	49,00	69,00	89,00
Zirkon UHT ML – pro Einheit	49,00	69,00	89,00
Zirkon Primärteil – pro Einheit	39,00	49,00	69,00
NEM gefräst			
NEM – pro Einheit	29,90	39,90	59,90
NEM Primärteil – pro Einheit	36,90	44,70	64,70
PMMA			
PMMA Telio CAD® – pro Einheit	19,90	29,90	49,90
Lava Ultimate			
Lava™ Ultimate – pro Einheit	49,00	59,00	79,00
IPS e.max CAD			
IPS e.max CAD® – pro Einheit	69,90	79,90	99,90
VITA ENAMIC			
VITA ENAMIC – pro Einheit	64,50	74,50	94,50
Abutment Titan			
Titan Abutment*** – pro Einheit	99,00	109,00	129,00
Abutment Zirkon			
Zirkon Abutment*** – pro Einheit	119,00	129,00	149,00
Verschraubte Brücke/Steg NEM			
pro Implantat	164,90	164,90	184,90
Verschraubte Brücke/Steg Titan			
pro Implantat	144,90	144,90	164,90
Aufbissschiene			
PMMA _{clear} Aufbissschiene	92,50	133,50	153,50

Sonstiges	Preise in €
Sägeschnittmodell	4,80
Gegenkiefermodell	3,00
Spezialmodell für Implantate	14,50
3D-Modell	30,00
3D-Stumpf	3,90
Artikulation	6,75
Ausarbeitung der Ränder pro Einheit	4,90
Zahnfleischmaske je Einheit	10,00

Abholung	Preise in €
Express (am Tag der Anmeldung)	9,50

Lieferung	Preise in €
Express (Lieferung bis 12 Uhr)	6,90

Alle Preise gelten pro Einheit.

** Preise bei Anlieferung von Gipsmodellen mit freigelegten Präparationsgrenzen. Bei Anlieferung von Abformungen Einheitsaufpreis von € 20,- zzgl. Modellherstellung. Bitte beachten Sie, dass Abdrücke individuell interpretierbar sind und dass es deshalb zu unterschiedlichen Auffassungen kommen kann, weswegen wir keine Haftung übernehmen können.

*** Wichtige Information zu Abutment-Arbeiten: Bitte legen Sie immer einen Fixierungsschlüssel der Arbeit bei! Unter Verwendung von Originalteilen bei Markenabutments (z. B. Ankylos) weichen die Preise von unseren normalen Abutmentpreisen ab.

JETZT NEU

Korrekturschienen über Schwan Aligner – sprechen Sie uns an!

Unser Angebot bis zum 10.10.2022:



Ihr
Rabattcode
14

+



* Bis zum 10.10.2022 erhalten Sie unter Angabe des Rabattcodes 14 15% Rabatt auf alle Arbeiten. Der Rabatt kann nicht mit zurückliegenden Aufträgen verrechnet werden. Die Rabatt-Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und schließt unsere üblichen Auftragsrabatte und auch sonstige Sonderrabatte aus. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

IPS e.max CAD

IPS e.max CAD ist eine Lithiumdisilikat-Glaskeramik für die CAD/CAM Technologie. Mit diesen Blöcken werden hochfeste und ästhetische Front- und Seitenzahnkronen im Cerec/inLab System hergestellt, die konventionell zementiert werden können. Es können auch Veneers und Implantat-suprastrukturen gefertigt werden. Die Glaskeramik wird in einer kristallinen Zwischenstufe verarbeitet, in der das Material seine charakteristische und auffallende „bläuliche“ Farbe zeigt. In dieser Phase lassen sich manuelle Adaptionen und auch ein Cut-Back schnell und effizient durchführen und die Passung kontrollieren. Anschließend folgt ein einfacher und schneller Kristallisationsprozess bei 850 °C z. B. im Programmat CS/CS2/CS3, P300/310, P500/510, P700, P710, EP 3000/3010 oder EP 5000/5010, bei dem IPS e.max CAD seine endgültige Festigkeit von 360 MPa und die gewünschten ästhetischen Eigenschaften wie Zahnfarbe, Transluzenz und Helligkeit erhält. Nachfolgend können die Kronen mit IPS e.max Ceram bemalt oder verblendet werden.



Object Fix Putty, 10 g
151 914 | 1 Stck. | € 19,95
€ 17,90

Object Fix Flow, 10 ml
151 913 | 1 Stck. | € 19,95
€ 17,90

Crystallization Tray:
Tray, je 3 Pins S, M und L
352 956 | 1 Pckg. | € 129,00
€ 115,90

Crystallization Pins:
je 6 Pins S, M und L
352 957 | 1 Pckg. | € 79,50
€ 71,50



Veneering Solutions

Farbe/Form	C14
HT A1	352 901
HT A2	352 902
HT A3	352 903
HT A3,5	352 904
HT B1	352 905
HT B2	352 906
HT C1	352 907
HT C2	352 908
HT D2	352 909
1 Pckg. à 3 Stck.	€ 239,00 € 214,90

Abutment Solutions

Farbe/Form	A16S	A16L
LT A1	352 920	352 929
LT A2	352 921	352 930
LT A3	352 922	352 931
LT A3,5	352 923	352 932
LT B1	352 924	352 933
LT B2	352 925	352 934
LT C1	352 926	352 935
LT C2	352 927	352 936
LT D2	352 928	352 937
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 257,00 € 229,90	€ 257,00 € 229,90

Monolithic Solutions

Farbe/Form	C16	B32
LT A1	352 938	352 947
LT A2	352 939	352 948
LT A3	352 940	352 949
LT A3,5	352 941	352 950
LT B1	352 942	352 951
LT B2	352 943	352 952
LT C1	352 944	352 953
LT C2	352 945	352 954
LT D2	352 946	352 955
1 Pckg. à 3 Stck.	-	€ 222,00 € 199,90
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 172,50 € 154,90	-

Monolithic Solutions

Farbe/Form	C14
MO 0	541 960
MO 1	541 961
MO 2	541 962
MO 3	541 963
MO 4	541 964
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 127,00 € 114,30

Monolithic Solutions

Farbe/Form	C14
A1 MT	352 976
A2 MT	352 977
A3 MT	352 978
B1 MT	352 979
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 127,00 € 114,30

Veneering Solutions

Farbe/Form	C14
O 1	152 901
O 2	152 902
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 139,00 € 124,90

Abutment Solutions

Farbe/Form	A14S	A14L
LT A1	352 958	352 967
LT A2	352 959	352 968
LT A3	352 960	352 969
LT A3,5	352 961	352 970
LT B1	352 962	352 971
LT B2	352 963	352 972
LT C1	352 964	352 973
LT C2	352 965	352 974
LT D2	352 966	352 975
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 215,00 € 193,50	€ 215,00 € 193,50


Monolithic Solutions

Farbe/Form	I12	C14
HT A1	052 936	052 952
HT A2	052 937	052 953
HT A3	052 938	052 954
HT A3,5	052 939	052 955
HT A4	052 940	052 956
HT B1	052 941	052 957
HT B2	052 942	052 958
HT B3	052 943	052 959
HT B4	052 944	052 960
HT C1	052 945	052 961
HT C2	052 946	052 962
HT C3	052 947	052 963
HT C4	052 948	052 964
HT D2	052 949	052 965
HT D3	052 950	052 966
HT D4	052 951	052 967
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 127,00 € 114,30	€ 127,00 € 114,30

Monolithic Solutions

Farbe/Form	I12	C14
LT A1	541 975	541 984
LT A2	541 976	541 985
LT A3	541 977	541 986
LT A3,5	541 978	541 987
LT A4	052 922	052 929
LT B1	541 979	541 988
LT B2	541 980	541 989
LT B3	541 981	541 990
LT B4	052 923	052 930
LT C1	052 924	052 931
LT C2	541 982	541 991
LT C3	052 925	052 932
LT C4	052 926	052 933
LT D2	052 927	052 934
LT D3	541 983	541 992
LT D4	052 928	052 935
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 127,00 € 114,30	€ 127,00 € 114,30

127,- ab
114,30



CediTEC System

CediTEC Adhesive: Befestigung von konfektionierten Prothesenzähnen und CAD/CAM-gefertigten Einzelzähnen sowie Segmenten in CAD/CAM-gefertigten Prothesenbasen.

CediTEC DT: Protheseneinzelzähne und Zahnsegmente bis hin zum kompletten Zahnkranz für die herausnehmbare Prothetik.

CediTEC DB: Herausnehmbare Prothesenbasen. Präzise, passgenau und schnell reproduzierbar – für hohen und langanhaltenden Tragekomfort.

Farbe	DT disc 20 mm	DB disc 30 mm
A1	175 238	-
A2	175 239	-
A3	175 240	-
BL	175 241	-
Pink	-	175 242
Dark Pink	-	175 243
Orange Pink	-	175 244
1 Stck.	€ 139,90 € 125,90	€ 69,90 € 62,90

- Set:
- 80 g Kartusche Adhesive
 - 4 ml Primer
 - Zubehör
- 175 237
1 Pckg. | € 129,90
€ 116,90



**10%
SPAREN**

69,90 ab
62,90



voco
THE DENTALISTS

Erkodur-al Ø 120

Zähelastisch-harte und bruchfeste Tiefziehfolie (PET-A) mit Isolierfolie und hervorragender Formstabilität. Erkodur-al ist ein für die Herstellung von Allgrem optimiertes Folienmaterial. Im Vergleich zu dem bewährten Erkodur ist das Material circa 35% weicher mit entsprechend geringerer Initialkraft und Spannungsgefühl bei der Eingliederung. Durch die sehr flach verlaufende Memory-Verlustkurve hält die wirksame Kraft von Erkodur-al vergleichsweise länger an. Farbe: klar.

- Stärke 0,6 mm:**
20 Stck.
519 913 | 1 Pckg. | € 32,50
€ 27,60
- 100 Stck.
519 916 | 1 Pckg. | € 129,50
€ 109,90
- Stärke 0,8 mm:**
20 Stck.
519 914 | 1 Pckg. | € 41,80
€ 35,50
- 100 Stck.
519 917 | 1 Pckg. | € 168,00
€ 142,80
- Stärke 1,0 mm:**
20 Stck.
519 915 | 1 Pckg. | € 49,50
€ 41,90
- 100 Stck.
519 918 | 1 Pckg. | € 198,00
€ 168,80



**15%
SPAREN**

NEU



ERKODENT®

32,50 ab
27,60

Erkodur Ø 120

Zäh-harte Folie, verbindet sich mit Acrylaten. Für Miniplast-Schienen, Aufbiss-schienen, mit Unterziehfolie. Die Stärken 4,0 und 5,0 mm eignen sich besonders gut in Kombination mit dem Occluform-Gerät. Farbe glasklar. Ø 120 mm.

- Stärke 0,5 mm:**
20 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 12 05)
219 943 | 1 Pckg. | € 18,80
€ 16,90
- 100 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 42 05)
219 944 | 1 Pckg. | € 74,50
€ 66,90
- Stärke 0,6 mm:**
20 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 12 06)
219 945 | 1 Pckg. | € 22,90
€ 20,60
- 100 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 42 05)
219 946 | 1 Pckg. | € 89,90
€ 80,90
- Stärke 0,8 mm:**
20 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 12 08)
219 947 | 1 Pckg. | € 28,80
€ 25,90
- 100 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 42 05)
219 948 | 1 Pckg. | € 112,80
€ 101,50
- Stärke 1,0 mm:**
20 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 12 10)
219 949 | 1 Pckg. | € 36,50
€ 32,80
- 100 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 42 10)
219 950 | 1 Pckg. | € 138,50
€ 124,60
- Stärke 1,5 mm:**
10 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 12 15)
219 951 | 1 Pckg. | € 23,80
€ 21,40
- 50 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 42 15)
219 952 | 1 Pckg. | € 89,50
€ 80,60

**10%
SPAREN**

- Stärke 2,0 mm:**
10 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 12 20)
219 953 | 1 Pckg. | € 29,80
€ 26,80
- 50 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 42 20)
219 954 | 1 Pckg. | € 119,50
€ 107,50
- Stärke 2,5 mm:**
10 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 12 25)
319 936 | 1 Pckg. | € 38,90
€ 34,90
- 50 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 42 25)
319 937 | 1 Pckg. | € 147,80
€ 132,90
- Stärke 3,0 mm:**
10 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 12 30)
219 955 | 1 Pckg. | € 43,50
€ 39,20
- 50 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 42 30)
219 956 | 1 Pckg. | € 168,00
€ 151,50
- Stärke 4,0 mm:**
10 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 12 40)
219 957 | 1 Pckg. | € 54,20
€ 48,80
- Stärke 5,0 mm:**
10 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 52 12 50)
219 958 | 1 Pckg. | € 65,50
€ 58,90



ERKODENT®

18,80 ab
16,90

Erkoloc-pro

2-schichtige, hart/weiche Tiefziehfolie für komfortable Aufbiss-, Miniplast- und Knirscherschienen. Es lassen sich sämtliche Vorgehensweisen verwirklichen, eine adjustierte Oberfläche in der Schiene herzustellen. Bei Folienstärke zwischen 1,0 – 1,3 mm beträgt der weiche Anteil 0,4 mm und zwischen 2,0 – 5,0 mm beträgt er 1,0 mm. Die aufgebrauchte Unterziehfolie dient zur Isolierung Gips gegen Kunststoff. Die Folien werden in luftundurchlässigen Aluminiumbeuteln verpackt, so dass trotz hygroskopischen Eigenschaften dieses Materials auf ein Vortrocknen verzichtet werden kann. Ähnliche Haltbarkeit wie Einschichtplatten. Farbe: klar. Ø 120 mm.

- Stärke 1,0 mm:**
20 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 59 51 10)
319 992 | 1 Pckg. | € 75,50
€ 67,90
- Stärke 1,3 mm:**
20 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 59 51 13)
319 990 | 1 Pckg. | € 81,90
€ 73,70
- 100 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 59 54 13)
319 991 | 1 Pckg. | € 328,00
€ 295,00
- Stärke 2,0 mm:**
10 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 59 51 20)
019 921 | 1 Pckg. | € 38,80
€ 34,90
- 50 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 59 54 20)
319 904 | 1 Pckg. | € 158,00
€ 141,90
- Stärke 3,0 mm:**
10 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 59 51 30)
019 923 | 1 Pckg. | € 46,20
€ 41,60
- 50 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 59 54 30)
319 906 | 1 Pckg. | € 184,00
€ 165,00
- Stärke 4,0 mm:**
10 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 59 51 40)
019 925 | 1 Pckg. | € 54,70
€ 49,20
- 50 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 59 54 40)
319 921 | 1 Pckg. | € 233,00
€ 209,00
- Stärke 5,0 mm:**
10 Stck. (Erkodent Best.-Nr. 59 51 50)
019 927 | 1 Pckg. | € 64,80
€ 58,30



**10%
SPAREN**

46,20 ab
41,60



ERKODENT®

Hinristone 20

Farbe	Eimer, 10 kg	Karton, 25 kg
gelb	004 983	203 911
weiß	004 985	203 910
goldbraun	004 940	203 909
grün	004 942	203 912
1 Stck.	€ 55,80 € 44,60	€ 132,00 € 105,60

20%
SPAREN

Ein feinfließender, thixotroper Superhartgips mit ungewöhnlich hoher Belastbarkeit. Der Gips besteht aus hochreinem Naturgestein und weist eine hohe Kantenstabilität mit hoher Kratz- und Bruchfestigkeit auf. Zudem besitzt er eine geringe Expansion. Geeignet für Stumpf-, Sägeschnitt- und Meistermodelle.



55,80 ab
44,60

Dublierklebeband

Dublierklebeband für das küvettenlose Dublierverfahren.

40 m
004 995 | 1 Rolle | € 45,80
€ 36,60

20%
SPAREN



45,80
36,60

alphasil PERFECT TEC A85

Kondensationsvernetzendes Silikon-Knetmaterial mit sehr hoher Endhärte, 85 Shore A, detailgetreu mit hoher Dimensionsstabilität, klebefrei, einfach zu verarbeiten, hitzebeständig, schnellabbindend. z. B. geeignet für Vorwälle bei Reparaturen und skelettierten Arbeiten, Fixationen etc., Farbe: blau, nicht abfärbend.

900 ml (1,6 kg)
053 235 | 1 Dose | € 21,50
Sonderstaffel:
ab 4 Dosen | je Dose | € 16,20

10 kg (5.800 ml)
053 236 | 1 Eimer | € 95,80
Sonderstaffel:
ab 4 Eimer | je Eimer | € 71,90

SONDERSTAFFEL!
Ab 4 Stück sortenrein
25%
SPAREN!



ab **16,20**

alphasil PERFECT TEC A95

Spezielles Knetsilikon für die Zahntechnik, kondensationsvernetzend, mit extra hoher Endhärte von Shore A95 und dem frischen Aroma von Waldbeeren. Farbe: violett-rot, nicht abfärbend.

900 ml (1,6 kg)
053 258 | 1 Dose | € 21,50
Sonderstaffel:
ab 4 Dosen | je Dose | € 16,20

10 kg (5.800 ml)
053 259 | 1 Eimer | € 95,80
Sonderstaffel:
ab 4 Eimer | je Eimer | € 71,90

SONDERSTAFFEL!
Ab 4 Stück sortenrein
25%
SPAREN!



ab **16,20**

Tribos Plattenwachs M gingiva

Mittelhartes gingiva-farbenes Plattenwachs. Durch die opaque Einfärbung besitzt es eine sehr natürliche Wirkung.



1 kg
060 946 | 1 Pckg. | € 19,80
€ 16,80



19,80
16,80

Tribos Modellierwachs

Hartes Modellierwachs in Blockform für die Totalprothetik. Es kann zur Fixierung der Prothesenzähne verwendet werden sowie zur anatomischen Gestaltung der Zahnfleischpartien und der detaillierten Darstellung anatomischer Strukturen. Durch die opake Einfärbung wirkt das Wachs viel natürlicher. Erstarrungspunkt bei 80 °C.



Block, 100 g
060 931 | 1 Pckg. | € 16,90
€ 14,40



16,90
14,40

Die Bloc

Lichthärtendes Ausblockmaterial, für alle Spacer geeignet, gezielt und dosiert aufzutragen durch flüssige Konsistenz. Zum Ausblocken jeglicher Kavitäten, gebrauchsfertig in Einkomponentenspritze, thermostabil beim Tauchen und Tiefziehen, ohne Dispersionsschicht. Eignet sich als Platzhalter für Bleachingsschienen, egalisiert poröse Unebenheiten.



Liquid, 2 ml
160 902 | 1 Pckg. | € 15,80
€ 11,90

Paste, 3 g
160 903 | 1 Pckg. | € 19,80
€ 14,90



> Top-Angebot! <



15,80 ab
11,90

Yeti-Lube

Gips-gegen-Wachs-Isolierung, alkohol- und lösungsmittelfrei, auf Yeti-Wachse und -Lacke abgestimmt. Dadurch werden weder das Tauchwachs noch der Stumpflack angegriffen. Yeti-Lube ist wasserlöslich und reaktionsfrei mit Einbettmassen.



Pinselflasche, 18 ml
061 009 | 1 Fl. | € 9,60
€ 7,20

Nachfüllflasche, 250 ml
060 978 | 1 Fl. | € 69,80
€ 52,40

> Top-Angebot! <



9,60 ab
7,20

Gipstrimmer MT 3

Überdurchschnittlich starker Motor mit 1.300 W bei 230 V für max. Abtrag; einfache und schnelle Reinigung durch werkzeuglos abnehmbare Fronttür (Schnellverschlüsse), 100% korrosionsfreies, robustes und langlebiges Gehäuse, Kompakte Bauform erlaubt optimale Integration in jeder Arbeitsplatzumgebung, schneller Wechsel des Trimmertisch-Winkels über praktischen Kippmechanismus (90°/98°), großer Türausschnitt und ergonomische Bauweise gewährleisten hohen Arbeitskomfort und freie Sicht, geschlitzte Winkellinien: leichte Führung der Gipsmodelle ohne Anhaften, Sicherheit: Motor- und Wasserstopp durch Schutzschalter beim Öffnen der Fronttür.

Technische Daten:

Netzanschluss: 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Aufnahmeleistung: 1.300 W
Maße (B x H x T): 305 x 330 x 410 mm
Drehzahl: 2.880 U/min.
Gewicht: 13,2 kg
Garantie: 3 Jahre

MT 3 mit Klettfix-Scheibe
561 926 | 1 Stck. | € 749,00
€ 668,00

MT 3 mit teildiamantierter
Marathon Trimmerscheibe
561 927 | 1 Stck. | € 1.320,00
€ 1.178,00



749,-

Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



668,-

Basic quattro IS

Die bewährte Technik, Ausstattung und Daten wie bei Basic Quattro. Schnelles und sicheres Arbeiten mit Hilfe einer individuellen Druckeinstellung und -anzeige an jedem Tank. Kontrolliertes und punktgenaues Abstrahlen von filigranen Objekten durch integrierte Schnellstopptechnik »IS« (Immediate Stop) – sekundenschneller Start/Stop des Strahlvorgangs. Reduzierung der Strahlkosten durch ein optimales Luft-Sand-Gemisch um bis zu 80%.

Gerät kpl. mit 2 Tanks:

1 x 25 – 70 µm, 1 x 70 – 250 µm
561 923 | 1 Stck. | € 2.035,00
€ 1.720,00

Zusatztank, 25 – 70 µm
561 924 | 1 Stck. | € 428,00
€ 369,00

Zusatztank, 70 – 250 µm
561 925 | 1 Stck. | € 428,00
€ 369,00



2.035,-



1.720,-

Silent TS

Ihre enorme Saugkraft und die variable Anpassung der Saugleistung machen die Silent TS zu einer hervorragenden Geräteabsaugung. Durch die kompakten Maße, den äußerst geräuscharmen Betrieb und die komfortable Einschaltautomatik ist sie aber auch als Arbeitsplatzabsaugung einsetzbar, bei Bedarf sogar beides zugleich. Die Wahlmöglichkeit zwischen Dauerbetrieb oder Einschaltautomatik sorgt für eine optimale Anpassung an alle Typen von stauberzeugenden Geräten. 4 verschiedene Saugstufen sorgen für eine präzise Abstimmung auf unterschiedliches Sauggut. Das zweistufige Filtersystem besitzt einen Abscheidegrad der Stäube von 99,9%. Das Gerät ist nahezu wartungsfrei. Optional ist ein Rollenuntersatz erhältlich, durch den sich die Silent flexibel positionieren lässt. Inklusive Y-Adapter zum Anschluss an 2 Absaugstellen.

Technische Daten:

Netzspannung: 220 – 240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 1.400 W
Maße (H x B x T): 591 x 224 x 564 mm
Fassungsvermögen: 7,5 l
Gewicht unbefüllt: 26 kg
Geräuschpegel: 63 dB (A)
Garantie: 3 Jahre
(Motoren sind von der Garantie ausgeschlossen)

Silent TS inkl. 3 m Saugschlauch
461 968 | 1 Stck. | € 1.680,00
€ 1.425,00

Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



1.680,-



1.425,-

Silent TS2

Die Silent TS2 ist eine 2-Platzabsaugung mit bewährter Silent-Technik. Sie schaltet sich mit der eingestellten Saugstufe ein und öffnet das entsprechende Ventil, sobald einer der zwei möglichen Verbraucher, z. B. ein Handstück, aktiviert wird. Wird ein zweiter Verbraucher gestartet, öffnet sich das zweite Ventil und die Motorleistung wird automatisch hochgeregelt, sodass die zuvor eingestellte Saugleistung an beiden Saugkanälen anliegt. Das große leuchtstarke Display zeigt übersichtlich Auswahl und Status der jeweiligen Parameter. Hat der Motor seine Lebenszeit erreicht, müssen Sie nicht die ganze Absaugung einschicken, sondern Sie wechseln den günstigen Motor innerhalb 2 Minuten werkzeuglos aus. Der Zugang zum Filtersystem ist frontal und Sie müssen das Gerät nicht bewegen.

Technische Daten:

Netzspannung: 220 – 240 V/50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme: 1400 W,
Maße (H x B x T): 591 x 224 x 584 mm
Geräuschpegel: 59 dB (A)
Füllvolumen: ca. 7,5 l
Gewicht: 27 kg
Garantie: 3 Jahre

Silent TS2
561 997 | 1 Stck. | € 2.210,00
€ 1.878,00

Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



2.210,-



1.878,-



SIMPLEE® – günstig aber gut.

JETZT DEN DAUERTIEFPREIS NUTZEN!

SIMPLEE® SCAN SPRAY

Klassisches Mattierungs-Scan Spray mit einem feinen aber dichten Pulverfilm von 5 µm für den Laboralltag. Trocknet zügig nach dem Auftragen. Durch die erhöhte Dichte auch gut für das Abdecken von Metallrestaurationen geeignet. TiO2 frei. Farbe: weiß.



200 ml
093 994 | 1 Dose | €19,90
€ 10,80

~~19,90~~
10,80



SIMPLEE® PROTHESENFINISH

Glanzspray für Prothesen und Kunststoffe. Sorgt für einen gleichmäßigen seidenmatten Glanz mit Minz-Geruch. Aus ca. 4 – 5 cm Entfernung aufsprühen und mit einem weichen Tuch leicht polieren.



75 ml
093 996 | 1 Dose | €6,80
€ 4,70

~~6,80~~
4,70



SIMPLEE® PINSELEINSÄTZE > 100 STCK.

groß, transparenter Schaft, 100 Stck.
156 103 | 1 Pckg. | €7,90
€ 2,99



~~7,90~~
2,99



SIMPLEE® FLEXIBRUSH

Biegbare Pinsel zum Applizieren medium blau, 100 Stck.
von Flüssigkeiten und Gelen. 156 102 | 1 Pckg. | €6,90
€ 2,99



~~6,90~~
2,99



SIMPLEE® PAPIERHANDTÜCHER 2-LAGIG

natural (Zellstoff):
Lagenfalz, 23 x 33, 2.560 Stck.
156 537 | 1 Karton | €32,90

natural (Zellstoff):
Zickzack-Falz, 23 x 24,8 cm,
3.750 Stck. (250er Bündel)
159 553 | 1 Karton | €32,90



~~32,90~~
32,90



> AB € 0,88
PRO 100 STCK.

SIMPLEE® PAPIERHANDTÜCHER 1-LAGIG

natural:
Zickzack-Falz, 24 x 21 cm,
5.000 Stck. (250er Bündel)
156 535 | 1 Karton | €24,90

grün (Recyclingmaterial):
Zickzack-Falz, 23 x 24,8 cm,
4.000 Stck. (200er Bündel)
156 538 | 1 Karton | €21,90



~~21,90~~
ab 21,90



> AB € 0,50
PRO 100 STCK.



SIMPLEE® – günstig aber gut.

JETZT DEN DAUERTIEFPREIS NUTZEN!

SIMPLEE® SIMPLE ROCK

Kunststoffveredelter Klasse IV Gips zur Herstellung von Zahnkranz- und Modellguss-Modellen. Thixotrope Konsistenz mit niedriger Expansion.

Farbe	20 kg
goldbraun	700 910
grau	700 911
pastellgelb	700 912
1 Karton	€ 58,00



58,-

SIMPLEE® SIMPLE FLOW

Dünnflüssiger Klasse IV Sockelgips. Gute Fließfähigkeit bei niedriger Expansion und glatter Oberfläche. Splitcast und Modellsockel bleiben blasenfrei und passgenau.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 913
grau	700 914
gelb	700 915
blau	700 916
1 Karton	€ 52,00



52,-

SIMPLEE® SIMPLE ART

Synthetischer Klasse III Artikulationsgips (formaldehydfrei). Sehr standfest mit erhöhter Klebekraft. Ein wegsacken des Modells bei der Artikulation bleibt aus.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 917
1 Karton	€ 36,00



36,-

SIMPLEE® SIMPLE STONE

Allround Super-Hart-Gips der Klasse IV. Universell einsetzbar zur Herstellung von Kontroll- und Meistermodellen, sowie für die Modellgusstechnik. Thixotropes Fließverhalten und schnell entformbar.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 920
grau	700 921
blau	700 922
goldbraun	700 923
1 Karton	€ 48,00



48,-

SIMPLEE® SIMPLE ORTHO

Synthetischer Klasse III Hartgips zur Herstellung von KFO-Modellen. Bleibt auch beim manuellen Anrühren blasenfrei. Cremige Konsistenz und glatte Oberfläche. Zusätzlich geeignet für die Erstellung von Reparatur-, Kontroll- und Gegenbiss-Modellen.

Farbe	20 kg
weiß	700 918
blau	700 919
1 Karton	€ 32,00



32,-

S-U INLAYWACHS

Hartes Inlaywachs für die Kauflächengestaltung. Physikalische Eigenschaften wie S-U Ästhetikwachs. Organisch eingefärbt, verbrennt rückstandsfrei, daher für Presskeramik geeignet. Erstarrungspunkt 61 °C.

grau, Kegel 45 g
169 936 | 1 Pckg. | € 15,80
€ 13,50



**15%
SPAREN**

~~15,80~~
13,50



**SCHULER
DENTAL**

S-U TRANSPAWACHS

Unterbau für S-U Inlaywachs, mittelhart. Fließt hervorragend, kontrahiert zur benetzten Fläche hin. Organisch gefärbt, daher absolut rückstandsfreie Verbrennung.

grau, Kegel 45 g
169 938 | 1 Pckg. | € 15,80
€ 13,50



**15%
SPAREN**

~~15,80~~
13,50



**SCHULER
DENTAL**

S-U FRÄSWACHS

Härtere Ausführung des S-U Modellierwachs. Eignet sich speziell zur Bearbeitung mit rotierenden Instrumenten. Schmiert nicht. Erstarrungspunkt 63 °C.

rot, Kegel 45 g
069 910 | 1 Pckg. | € 15,80
€ 13,50



**15%
SPAREN**

~~15,80~~
13,50



**SCHULER
DENTAL**

SMARTair evo

Die SMARTair evo vereint neueste Technik und deckt die aktuellen Vorschriften der Filtertechnik ab. Die Einzelplatzabsaugung ist ideal für den Einsatz im Praxis- oder im Dentallabor. Die Absaugung kann problemlos in Fremdtischen mit dem nötigen Zubehör eingebaut werden.

- Automatische Anpassung der Saugleistung
- Integrierte Einschaltautomatik
- Stauberfassung mit Dreifach-Filterssystem
- Eingebauter Motorschutz
- DGUV geprüfte Absaugleistung
- Einfacher Motortausch
- Integration in Fremdtische



**15%
SPAREN**

SMARTair evo
282 950 | 1 Stck. | € 1.985,00
€ 1.688,00

Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

Technische Daten:
Spannungsbereiche:
230 V 50 – 60 Hz
Nenn-Aufnahmeleistung:
max. 1.000 Watt
Maße Schublade (B x H x T):
450 x 540 x 510 mm
Maße Mobile (B x H x T):
420 x 270 x 430 mm
Saugleistung:
Stufe I 18 l/s – Stufe II 22 l/s –
Stufe III 25 l/s – Stufe IV 31 l/s
Saugeffizienz: 99,9%
der Feinstäube (<2 µm)
Gewicht: 18 kg



KAVO
Dental Excellence

~~1.985,-~~
1.688,-

K5 plus/K-Control TLC

Das K5 plus-Handstück weist eine geringere Wärmeentwicklung auf und das Kabel ist noch flexibler.

- Leichtes kurzes Handstück (220 g Gewicht, L 149 mm) für präzises und ermüdungsfreies Arbeiten
- Minimales Laufgeräusch im gesamten Drehzahlbereich (1.000 – 35.000 U/Min)
- Besonders servicefreundlich (einfacher Lagerwechsel)
- Bewährte Werkzeug-Schnellspannung
- Universell durch Drehzahl von 1.000 – 35.000 U/Min
- Drehzahlbegrenzungsmöglichkeit auf max. 30.000 U/Min

Technische Daten:

Max. Drehmoment: 4,5 Ncm
Rundlaufabweichung: < 0,03 mm
Antriebssystem: eingebauter kollektorloser DC-Motor
Garantie: 1 Jahr

**15%
SPAREN**

Tischsteuerung:

Inkl. Steuergerät TLC Tisch,
K5 plus Handstück, Fußanlasser
und Handstückablage
182 997 | 1 Set | € 1.420,00
€ 1.198,00

Knieststeuerung:

Inkl. Steuergerät TLC Knie,
K5 plus Handstück
und Handstückablage
182 998 | 1 Set | € 1.420,00
€ 1.198,00

Fußsteuerung:

Inkl. Steuergerät TLC Fuß,
K5 plus Handstück
und Handstückablage
182 999 | 1 Set | € 1.420,00
€ 1.198,00

K5 Plus Handstück EWL 4911, einzeln
182 969 | 1 Stck. | € 959,00
€ 815,00

Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



KAVO
Dental Excellence

~~1.420,-~~
1.198,-

Wirobond 280

Die spezielle Zusammensetzung von Wirobond 280 mit dem für die Korrosionsbeständigkeit unverzichtbaren Element Molybdän bringt eine für solche Werkstoffe angenehm niedrige Vickershärte von 280 (HV 10) und eine herausragende Spanbarkeit; deshalb lässt sich eine aus Wirobond 280 hergestellte Arbeit leicht ausarbeiten und sehr gut fräsen. Eigenschaften wie sichere Gießzeitpunkterkennung und gute Fließfähigkeit zeichnen diese Legierung zusätzlich aus. Wirobond 280 hat einen günstigen WAK-Wert; dieser erlaubt ein rationelles Arbeiten durch Normalabkühlung nach den Keramikbränden, und das bei allen Spannweiten. Der Keramikhaftverbund, mit einer Vielzahl marktüblichen Keramiken getestet, ist sehr hoch. Für den Patienten ist Wirobond 280 eine sichere und preisgünstige Alternative, mit geprüfter biokompatibilität.

1 kg
134 980
1 Pckg. | € 675,00
€ 599,00



**10%
SPAREN**

~~675,-~~
599,-



BEGO

Wirobond C

Nickel- und berylliumfreie CoCr-Auffrennlegierung. Einfache Verarbeitung durch sichere Gießzeitpunkterkennung. Kohlenstofffreie Zusammensetzung – besonders gut für das Laserschweißen geeignet. Das Element Cer sorgt für eine hohe Verbundfestigkeit mit der Keramik und minimiert das Risiko von späteren Ablätzungen zugleich.

1 kg
034 909
1 Pckg. | € 683,00
€ 615,00



**10%
SPAREN**

~~683,-~~
615,-



BEGO

Bellavest SH

Graphitfreie, schnell oder konventionell aufheizbare Präzisions-Einbettmasse für Kronen und Brücken, auch aus Press- und Überpresskeramik. Passgenau und zuverlässig. Lange Verarbeitungszeit von 5 Minuten. Zu verarbeiten mit der Spezial-Anmischflüssigkeit BegoSol HE.

12,8 kg (80 x 160 g)
134 970 | 1 Pckg. | € 223,00
€ 199,00



**10%
SPAREN**

~~223,-~~
199,-



BEGO

BegoSol HE

Je nach Legierung und Einsatzgebiet können sie mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser auf das erforderliche Mischverhältnis gebracht werden. Je größer die Konzentration der Anmischflüssigkeit ist, desto höher ist die Expansion der Einbettmasse.

BegoSol HE (für eine höhere Expansion):
Anmischflüssigkeit für Bellavest SH und Bellavest T

1 l
134 966 | 1 Pckg. | € 24,80
€ 22,30

5 l
134 967 | 1 Pckg. | € 87,90
€ 79,20



**10%
SPAREN**

24,80 ab
22,30



BEGO

Celtra Ceram / Celtra Press

Hochfeste Glaskeramik, die durch Zirkonoxid-verstärktes Lithium-Silikat für die konventionelle Presstechnik einsetzbar ist. Das zahnfarbene finalkristallisierte Material macht das konventionelle Pressen noch innovativer, es kann direkt nach dem Pressen bemalt und der Glasurbrand durchgeführt werden. Das System besteht aus einer speziell abgestimmten Einbettmasse, den Presspellets und einer Verblendkeramik. Hohen Biegefestigkeit von über 500 MPa. Exzellente Farbgenauigkeit und Chamäleon-Effekt für einfache Farbanpassung an die umliegende Zahnschubstanz. Das Produkt lässt sich aufgrund der sehr geringen Reaktionsschicht schnell verarbeiten und leicht polieren.



Celtra Press LT

Farbe	5 x 3 g	3 x 6 g
A1	987 907	987 927
A2	987 908	987 928
A3	987 909	987 929
B1	987 912	987 932
B3	987 914	987 934
C1	987 916	987 936
C3	987 918	987 938
D2	987 920	987 940
D3	987 921	987 941
1 Pckg.	€ 90,50 € 81,50	€ 108,70 € 97,80

Celtra Press LT/MT

Farbe	5 x 3 g	3 x 6 g
BL2	987 924	987 944
1 Pckg.	€ 90,50 € 81,50	€ 108,70 € 97,80

Celtra Ceram Dentin Effect

Farbe	15 g
DE1 (blue)	987 819
DE2 (green-brown)	987 820
DE3 (grey)	987 821
DE4 (orange-brown)	987 822
DE5 (pink)	987 823
DE6 (violet)	987 824
DE7 (yellow)	987 825
DE8 (white)	987 826
DE9 (orange)	987 827
1 Pckg.	€ 35,20 € 31,70

Celtra Ceram Dentin Gingiva

Farbe	15 g
DG1 (pink)	987 828
DG2 (reddish-pink)	987 829
DG3 (salmon)	987 830
DG4 (dark)	987 831
DG5 (mahogany)	987 832
1 Pckg.	€ 35,20 € 31,70

Celtra Ceram Add-on

Farbe	15 g
C1 (light)	987 856
C2 (medium)	987 857
C3 (dark)	987 858
C4 (transparent)	987 859
1 Pckg.	€ 32,00 € 28,80
G1 (pink)	987 860
G2 (reddish-pink)	987 861
G3 (salmon)	987 862
G4 (dark)	987 863
G5 (mahogany)	987 864
1 Pckg.	€ 35,20 € 31,70

Celtra Press MT

Farbe	5 x 3 g	3 x 6 g
A1	987 947	987 966
A2	987 948	987 967
A3	987 949	987 968
B1	987 952	987 971
B3	987 954	987 973
C1	987 956	987 975
C3	987 958	987 977
D2	987 960	987 979
D3	987 961	987 980
1 Pckg.	€ 90,50 € 81,50	€ 108,70 € 97,80

Celtra Press HT

Farbe	5 x 3 g	3 x 6 g
i1	987 990	987 995
i2	987 991	987 996
i3	987 992	987 997
1 Pckg.	€ 90,50 € 81,50	€ 108,70 € 97,80

Celtra Press MO

Farbe	5 x 3 g	3 x 6 g
MO 1	987 985	987 987
MO 2	987 986	987 988
1 Pckg.	€ 90,50 € 81,50	€ 108,70 € 97,80

Celtra Ceram Enamel

Farbe	15 g	50 g
E1 (extra-light)	987 839	887 877
E2 (light)	987 840	887 878
E3 (medium)	987 841	887 879
E4 (transparent)	987 842	887 880
E5 (white)	987 843	887 881
1 Pckg.	€ 32,00 € 28,80	€ 84,20 € 75,80

Celtra Ceram Enamel Opal

Farbe	15 g	50 g
EO1 (extra-light)	987 844	887 982
EO2 (light)	987 845	887 983
EO3 (medium)	987 846	887 984
EO4 (transparent)	987 847	887 985
EO5 (HT)	987 848	887 986
EO6 (LT)	987 849	887 987
1 Pckg.	€ 35,20 € 31,70	€ 84,20 € 75,80

Celtra Ceram Power Dentin

Farbe	15 g
PD1	987 833
PD2	987 834
PD3	987 835
PD4	987 836
PD5	987 837
PD6	987 838
1 Pckg.	€ 35,20 € 31,70

Celtra Ceram Dentin

Farbe	15 g
A1	987 800
A2	987 801
A3	987 802
A3,5	987 803
A4	987 804
B1	987 805
B2	987 806
B3	987 807
B4	987 808
C1	987 809
C2	987 810
C3	987 811
C4	987 812
D2	987 813
D3	987 814
D4	987 815
BL1	987 816
BL2	987 817
BL3	987 818
1 Pckg.	€ 32,00 € 28,80

Celtra Ceram Malfarben

Farbe	5 g
Body 0	987 865
Body 1	987 866
Body 2	987 867
Body 3	987 868
Body 4	987 869
Incisal i1	987 870
Incisal i2	987 871
violet	987 872
weiss	987 873
creme	987 874
sunset	987 875
kupfer	987 876
khaki	987 877
olive	987 878
mahogany	987 879
purple	987 880
raspberry	987 881
grey	987 882
chestnut	987 883
blue	987 884
pink	987 885
1 Pckg.	€ 40,50 € 36,50

Celtra Ceram Enamel Effect

Farbe	15 g
EE1 (sunrise)	987 850
EE2 (violet)	987 851
EE3 (sunset)	987 852
EE4 (fog)	987 853
EE5 (sky)	987 854
EE6 (ivory)	987 855
1 Pckg.	€ 35,20 € 31,70

ab
28,80



IPS e.max Press

IPS e.max Press sind Lithium-Disilikat-Rohlinge in 5 Opazitätsstufen. Dank eines neuartigen Herstellungsprozesses weisen die Rohlinge eine optimierte Homogenität auf, die zu gleichbleibend hoher Festigkeit von 400 MPa führt. Die Rohlinge sind aufgrund dieser Festigkeit für Einzelzahnkappen sowie Brückengerüste im Front- und Prämolarenbereich einsetzbar.

LT Rohlinge: Rohlinge mit niedriger Transluzenz (LT) eignen sich bestens für die Herstellung vollanatomischer Restaurationen oder die Cut-Back Technik. Der inzisale Bereich wird mit IPS e.max Ceram Massen komplettiert.

MT Rohlinge: Monochromatische Presskeramik, die eine höhere Transluzenz im Vergleich zu LT Rohlingen haben und mehr Helligkeit zu den HT Rohlingen bieten. Durch die mittlere Transluzenz sind diese gut zur Herstellung mit Mal- oder Cut-Backtechnik von Veneers, Teilkronen, Kronen und bis 3-gliedrige Brücken geeignet.

HO Rohlinge: Bei Patientenfällen mit devitaler Zahnstruktur müssen Sie nicht auf ästhetische vollkeramische IPS e.max Press Restaurationen verzichten. Der HO Rohling mit hoher Opazität deckt sowohl devitale Stümpfe wie auch Stiftaufbauten aus Metall ab. Die zahnfarbenen und höchästhetischen IPS e.max Press Gerüste werden mit der optimal auf das System abgestimmten Glaskeramik IPS e.max Ceram individuell verblendet oder charakterisiert. Für die Verarbeitung stehen die beiden Einbettmassen IPS PressVEST und IPS PressVEST Speed zur Verfügung.



HT/HT L			LT/LT L			MT/MT L			MO/HO		
Farbe	5 x 3 g	3 x 6 g	Farbe	5 x 3 g	3 x 6 g	Farbe	5 x 3 g	3 x 6 g	Farbe	5 x 3 g	3 x 6 g
A1	018 919	018 935	A1	941 903	941 912	A1	018 952	018 956	HO	541 901	541 902
A2	018 920	018 936	A2	941 904	941 913	A2	018 953	018 957	HO 1	018 901	018 903
A3	018 921	018 937	A3	941 905	941 914	A3	018 954	018 958	HO 2	018 902	018 904
A3,5	018 922	018 938	A3,5	941 906	941 915	A3,5	018 891	018 896	MO 0	541 903	541 908
A4	018 923	018 939	A4	018 905	018 912	B1	018 855	018 859	MO 1	541 904	541 909
B1	018 924	018 940	B1	941 907	941 916	B2	018 892	018 897	MO 2	541 905	541 910
B2	018 925	018 941	B2	941 908	941 917	C1	018 893	018 898	MO 3	541 906	541 911
B3	018 926	018 942	B3	941 909	941 918	C2	018 894	018 899	MO 4	541 907	541 912
B4	018 927	018 943	B4	018 906	018 913	D2	018 895	018 900	1 Pckg.	€ 87,20 € 78,50	€ 103,80 € 93,40
C1	018 928	018 944	C1	018 907	018 914	1 Pckg.	€ 87,20 € 78,50	€ 103,80 € 93,40			
C2	018 929	018 945	C2	941 910	941 919						
C3	018 930	018 946	C3	018 908	018 915						
C4	018 931	018 947	C4	018 909	018 916						
D2	018 932	018 948	D2	018 910	018 917						
D3	018 933	018 949	D3	941 911	941 920						
D4	018 934	018 950	D4	018 911	018 918						
BL1	018 968	018 972	BL1	018 960	018 964						
BL2	018 969	018 973	BL2	018 961	018 965						
BL3	018 970	018 974	BL3	018 962	018 966						
BL4	018 971	018 975	BL4	018 963	018 967						
1 Pckg.	€ 87,20 € 78,50	€ 103,80 € 93,40	1 Pckg.	€ 87,20 € 78,50	€ 103,80 € 93,40						



87,20 ab
78,50
ivoclar

Initial IQ ONE SQIN Set

Keramisches Konzept bestehend aus malbaren Farb- und Strukturmassen für die ästhetische Umsetzung von monolithischen und vestibulär reduzierten Verblendgerüsten aus Zirkonoxid oder LDS-Vollkeramik. Mit der GC Initial IQ ONE SQIN-Technik werden effiziente und höchstähetische Ergebnisse erzielt. Diese sind den konventionell geschichteten Restaurationen ebenbürtig, können jedoch mit einem deutlichen Zeitgewinn verarbeitet werden. Anwendbar im Front- als auch Seitenzahnbereich. Leichtes Modellieren - einfache Anpassung von Form und Oberflächenstruktur, Selbstglasierender Effekt, 3D Oberflächenstruktur und Ästhetik, Verfeinerte Mischung aus feldspaltbasierter Keramik, perfekt abgestimmt für das Micro-Layering-Konzept.

System Set:

- je 3 g SPS Stain 1, 2, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 20
- 10 g SPS Glaze Fluo GL-FLUO,
- 25 ml SPS Glaze Liquid
- je 4 g Lustre Paste ONE Neutral L-N, L-NFL, Lustre Paste ONE Body L-A, L-B, L-C, L-D, Lustre Paste ONE Enamel Effect L-3, L-6, L-8, L-9, L-10, OP,
- 8 ml Lustre Paste ONE Diluting Liquid, Lustre Paste ONE Refresh Liquid
- je 1 x 10 g SQIN Powder Dentin A, B, C, D, BL-D,
- je 10 g SQIN Powder Enamel E-57, E-58, E-59, E-60, BL-E, SQIN Powder Booster TO, SQIN Powder GUM light, dark, neutral
- 25 ml SQIN Form & Texture Liquid,
- 1 Lustre Paste ONE Mixing Dish
- 1 Lustre Paste ONE Brush 00 + 2,
- 1 Lustre Paste ONE Plastic Cover
- 1 SQIN Technical Manual
- 1 Lustre Paste ONE Colour Chart
- 1 SPS Colour Chart

848 927 | 1 Set | € 1.300,00
€ 990,00



GC

1.300,-
990,-



Initial IQ Lustre Pastes ONE SET

Universelle Keramik-Malfarben für die komplette Initial-Keramik-Linie. Die 3-dimensional-wirkenden Lustre Pastes bestehen aus fein abgestimmten Keramikpartikeln und verleihen Ihren Restaurationen Farbtiefe und naturgetreue Transparenz. Sie können in einer stärkeren Schicht aufgetragen werden und garantieren ein unübertroffenes, vitales Erscheinungsbild sowie natürlichen Oberflächenglanz. Speziell entwickelt, um die Fluoreszenz von monolithischen Restaurationen zu erhöhen. Unter Verwendung von Lustre Neutral FLUO (L-NFL) kann das Fluoreszenzniveau zusätzlich verstärkt werden.

Set:

- je 1 x 4 g Neutral L-N, Neutral Fluo L-NFL, Value L-V, Opal L-OP
- je 1 x 4 g Body Shades L-A, L-B, L-C, L-D
- je 1 x 4 g Enamel Effect Shades L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L-10
- je 1 x 8 ml Diluting Liquid, Refresh Liquid
- 1 Mixing Dish
- 1 Brush 00
- 1 Brush 2
- 1 Plastic Cover
- 1 Technical Manual
- 1 IQ LP ONE Colour Chart

848 902 | 1 Set | € 760,40
€ 685,00



GC

760,40
685,-



GC Fujivest Premium

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen und Brücken, geeignet für alle Dentallegierungstypen mit besonderem Schwerpunkt auf NiTi-Legierungen. Egal, ob die Erhitzung schnell oder konventionell erfolgt, mit oder ohne Kuvette: Die zuverlässige Expansionskontrolle von GC Fujivest Premium sorgt für konsistent präzise Gussstücke.



100 x 60 g (6 kg)
947 915 | 1 Pckg. | € 150,00
40 x 150 g (6 kg)
947 916 | 1 Pckg. | € 127,50

ab **109,-**

GC Fujivest Super

Karbonfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für den Guss von Edelmetall-, Halbedelmetall- und palladiumbasierten Legierungen, auch für anspruchsvolle Implantatgüsse.



40 x 150 g (6 kg)
698 908 | 1 Pckg. | € 122,50
ab 3 Pckgn. | 1 Pckg. | € 118,50

GC Fujivest Platinum II

Einbettmasse speziell für Edel- und Halbedelmetalllegierungen. Lange, komfortable Bearbeitungszeit und verbesserte Fließfähigkeit, macht das Einbetten von schwierigen Fällen einfacher als je zuvor. Der erweiterte Ausdehnungsbereich. Die extrem glatte Oberfläche von Fujivest Platinum II sorgt jederzeit für hochpräzise Gussstücke. Diese Spitzen-Einbettmasse kann sowohl in Verfahren mit schneller als auch mit schrittweiser Erhitzung eingesetzt werden.



40 x 150 g (6 kg)
147 984 | 1 Pckg. | € 112,00
ab 3 Pckgn. | 1 Pckg. | € 109,00

GC Initial LiSi PressVest

Speed-Einbettmasse für viele verschiedene Presskeramiken im Speed-Guß-Verfahren. Die hohe Fließfähigkeit und lange Bearbeitungszeit garantieren eine akkurate und detailgetreue Wiedergabe. Der Einsatz gefährlicher Flusssäure oder das Abstrahlen mit Aluminiumoxid sind nicht erforderlich, da die Reaktionsschicht einfach mit Glasperlen entfernt werden kann - eine Einbettmasse, die für einen optimalen Arbeitsablauf und Zeitersparnis im Dentallabor sorgt.



60 x 100 g (6 kg)
146 991 | 1 Pckg. | € 184,50

GC Stellavest

GC Stellavest bietet die Möglichkeit zum Gebrauch im Schnell- und schrittweisen Aufheizverfahren, Techniken mit oder ohne Muffelring, sehr robust und dennoch einfach auszubetten, großer Expansionsbereich (bis zu 3%) für alle Legierungen einschließlich Co-Cr, hohe Präzision mit glatten Oberflächen, lange Bearbeitungszeit von bis zu 7 Minuten, hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.



40 x 150 g (6 kg)
947 911 | 1 Pckg. | € 106,90

FUJIROCK EP - Classic Line

Der echte Allround-Gips. Superhartgips mit außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaften. Typ IV. Sehr fließfähig und standfest. Mit Snap-Set-Eigenschaft. Nach 30 Min. sind die Modelle entformbar.

Golden Brown:

5 kg
147 966 | 1 Pckg. | € 41,90
€ 31,40

12 kg
147 987 | 1 Pckg. | € 78,90
€ 59,20

Topaz Beige:

5 kg
147 969 | 1 Pckg. | € 46,50
€ 34,90



41,90 ab
31,40

FUJIROCK EP - Premium Line

Die besondere Variante des Fujirock EP - Classic Line wurde speziell für die Hochpräzisionstechnik wie großspannige Implantat- und größere vollkeramische Arbeiten entwickelt. Eine verbesserte Zusammensetzung macht diesen Gips besonders strapazierfähig. Sehr anspruchsvolle Arbeiten können daher komplett auf dem Modell durchgeführt werden, von Wachsmodellationen über Gingiva Masken, Modell scannen bis zum Polieren und letzten Endes der Fertigstellung.

Farbe	4 kg	11 kg
Pastell Yellow	947 960	947 961
Polar White	947 962	-
Inca Brown	947 963	-
Titanium Grey	947 964	-
1 Pckg.	€ 38,20 € 28,60	€ 84,50 € 63,30



38,20 ab
28,60



GC

TopDent Ausbildungsset

13-teiliges Einsteigerset für die Ausbildung in der Zahntechnik.

Ausstattung:

- 1 Wachsmodelliermesser mit löffelförmiger Wachsmulde klein
- 1 Wachsmodelliermesser nach Fahnenstock groß
- je 1 LeCron Modellierinstrument klein und groß
- 1 Folienmesser
- 1 Folienschere gerade
- 1 Lötpinzette gebogen
- 1 College Pinzette gebogen
- 1 Halteklemme gebogen
- 1 Gipsmesser mit Küvettenöffner
- 1 Iwanson Tasterzirkel Metall
- 1 Glättungspinsel
- 1 Bleistift

Ausbildungsset

035 900 | 1 Set | € 66,80
€ 56,80



15%
SPAREN



66,80
56,80

Hartmetallfräser SHORTIES & MIDIS Prinzip

Keramik, Titan, Composite, Au-, Ag-, Pt.-Legierungen

Sehr feine X-Verzahnung (FFX)

SHORTIES

Figur	S420 FFX	S423 FFX	S426 FFX	S422 FFX	S428 FFX	S433 FFX
ISO-Größe	018	023	023	023	023	023
Art.-Nr.	031 947	031 954	031 949	031 948	131 908	031 951
Pckg. à 2 Stck.	€ 22,95 € 18,40					

Synth. Gips, Kunststoff, Au-, Ag-, Pd-Legierungen, CrCo-, NiCr-Legierungen

Feine X-Verzahnung (FX)

SHORTIES

Figur	S420 FX	S421 FX	S423 FX	S426 FX	S427 FX	S428 FX	S433 FX
ISO-Größe	018	014	014	023	023	023	023
Art.-Nr.	031 934	031 937	031 959	031 940	031 941	031 942	031 946
Pckg. à 2 Stck.	€ 20,60 € 16,50						



20%
SPAREN

Weichbleibende Kunststoffe

Gerade Verzahnung (GQSR) - grob

MIDIS

Figur	M426 GQSR	M433 GQSR	M433 GQSR
ISO-Größe	023	016	023
Art.-Nr.	231 768	231 769	231 770
Pckg. à 2 Stck.	€ 21,60 € 17,30	€ 21,60 € 17,30	€ 25,20 € 20,20

Synth. Gips, Prothesen-Kunststoff, Löffelkunststoff,

Au-, Ag-, Pd-Legierungen, CrCo-, NiCr-Legierungen

Mittlere X-Verzahnung (X)

SHORTIES

Figur	S423 X	S423 X	S428 X	S433 X	S421 X
ISO-Größe	014	023	023	023	014
Art.-Nr.	031 955	031 927	031 930	031 933	031 952
Pckg. à 2 Stck.	€ 18,40 € 14,70				

18,40 ab
14,70

M+W TopSeller

Weitere Figuren sind erhältlich unter mwdental.de

VITA AKZENT Plus

Mit VITA AKZENT Plus Mal Farben lassen sich unabhängig vom WAK der Restauration einfach und effizient alle Arten von dentalkeramischen Werkstoffen farblich charakterisieren. Je nach Verarbeitungspräferenz und Einsatzgebiet sind die Mal Farben als Pulver-Flüssigkeit-Kombination oder als gebrauchsfertige Pasten erhältlich. Die lasierenden Body Stains sowie Glaze gibt es zusätzlich als Spray, welches durch gleichmäßiges Auftragen eine großflächige, einheitliche Oberflächenbehandlung ohne Streuverlust sicherstellt.



GLAZE POWDER, 5 g 984 906 1 Stck. € 15,80 € 14,20	POWDER FLUID, 20 ml 984 913 1 Stck. € 9,80 € 8,80
GLAZE POWDER, 30 g 984 907 1 Stck. € 93,50 € 84,20	PASTE FLUID, 15 ml 984 914 1 Stck. € 12,50 € 11,30
GLAZE PASTE, 4 g 984 908 1 Stck. € 16,80 € 15,20	GLAZE SPRAY, 75 ml 984 915 1 Stck. € 63,50 € 57,20
GLAZE LT POWDER, 5 g 984 909 1 Stck. € 15,80 € 14,20	GLAZE LT SPRAY, 75 ml 984 997 1 Stck. € 63,50 € 57,20
GLAZE LT PASTE, 4 g 984 910 1 Stck. € 17,20 € 15,50	FLUOGLAZE LT Spray, 75 ml 595 011 1 Stck. € 72,80 € 65,50
FINISHING AGENT POWDER, 5 g 984 911 1 Stck. € 19,60 € 17,60	Anmischplatte 984 916 1 Stck. € 57,90 € 52,20
FINISHING AGENT PASTE, 4 g 984 912 1 Stck. € 16,80 € 15,20	Farbmusterscheibe 984 917 1 Stck. € 14,20 € 12,80
	Anmischplatte Kristallglas 984 918 1 Stck. € 14,90 € 13,40

POWDER BODY STAINS

Farbe	3 g
BS1 (Gelb)	984 933
BS2 (Gelb-braun)	984 934
BS3 (Orange)	984 935
BS4 (Olive-grau)	984 936
BS5 (Grau-braun)	984 937
1 Pckg.	€ 13,50 € 12,20

PASTE EFFECT STAINS

Farbe	4 g
ES1 (Weiß)	984 938
ES2 (Creme)	984 939
ES3 (Zitronengelb)	984 940
ES4 (Sonnengelb)	984 941
ES5 (Orange)	984 942
ES6 (Rostrot)	984 943
ES7 (Khaki)	984 944
ES8 (Rosa)	984 945
ES9 (Dunkelrot)	984 946
ES10 (Lila)	984 947
ES11 (Blau)	984 948
ES12 (Grau-blau)	984 949
ES13 (Grau)	984 950
ES14 (Schwarz)	984 951
1 Pckg.	€ 16,80 € 15,20

PASTE BODY STAINS

Farbe	4 g
BS1 (Gelb)	984 952
BS2 (Gelb-braun)	984 953
BS3 (Orange)	984 954
BS4 (Olive-grau)	984 955
BS5 (Grau-braun)	984 956
1 Pckg.	€ 16,80 € 15,20

POWDER EFFECT

Farbe	3 g
ES1 (Weiß)	984 919
ES2 (Creme)	984 920
ES3 (Zitronengelb)	984 921
ES4 (Sonnengelb)	984 922
ES5 (Orange)	984 923
ES6 (Rostrot)	984 924
ES7 (Khaki)	984 925
ES8 (Rosa)	984 926
ES9 (Dunkelrot)	984 927
ES10 (Lila)	984 928
ES11 (Blau)	984 929
ES12 (Grau-blau)	984 930
ES13 (Grau)	984 931
ES14 (Schwarz)	984 932
1 Pckg.	€ 13,50 € 12,20

POWDER CHROMA STAINS

Farbe	3 g
A	584 991
B	584 992
C	584 993
D	584 994
M2	985 904
M3	985 905
L	985 906
R	985 907
IO	985 908
1 Pckg.	€ 13,50 € 12,20

PASTE CHROMA STAINS

Farbe	4 g
A	985 909
B	985 910
C	985 911
D	985 912
M2	985 913
M3	985 914
L	985 915
R	985 916
IO	985 917
1 Pckg.	€ 16,80 € 15,20



› Weitere Ausführungen finden Sie unter: mwdental.de

VITA

13,50 ab
12,20



VITA ENAMIC

VITA ENAMIC ist eine dentale Hybridkeramik mit dualer Netzwerkstruktur, welche die positiven Eigenschaften von Keramik und Composite in sich vereint. Durch die hohe Belastbarkeit bringt das Material die notwendige Elastizität mit und ermöglicht so minimalinvasive Versorgungen, so dass mittels reduzierter Wandstärken gesunde Zahnschubstanz erhalten werden kann. Der zahnfarbene Dentalwerkstoff verfügt über eine hervorragende Lichtleitfähigkeit, so dass sich die Restauration gut in die Restzahnschubstanz eingliedern lässt und so für ein natürliches Farbspiel sorgt. VITA ENAMIC eignen sich neben den klassischen Einzelzahnversorgungen (Inlays, Onlays, Veneers und Kronen) insbesondere auch für implantatgetragene Kronenrestorationen sowie Versorgungen mit hoher Kaukraftbelastung im Molarenbereich. Der MultiColor Rohling sorgt mit seinem integrierten Farbverlauf von Hals bis Schneide für ein natürliches Farbspiel. Das Material ist nach der Politur sofort eingliederbar. Der Universal-Rohling ist kompatibel zu verschiedenen CAD/CAM-Systemen wie z. B. imes-icore, Röders, vhf, Zfx und mehr.

Geometrie: EM-14: 12 x 14 x 18 mm, EM-10: 8 x 10 x 15 mm, IS-16: 18 x 16 x 18 mm

VITA ENAMIC Stain Liquid, 20 ml

394 953 | 1 Fl. | € 65,80
€ 59,20

VITA ENAMIC

Farbe/Größe	EM-10
0M1HT	394 971
1M1HT	394 972
1M2HT	394 973
2M1HT	594 946
2M2HT	394 974
2M3HT	594 947
3M1HT	594 948
3M2HT	394 975
3M3HT	594 949
4M2HT	394 976
Pckg. à 5 Stck.	€ 109,00 € 98,00

VITA ENAMIC

Farbe/Größe	EM-14
2M1T	594 950
2M3T	594 951
3M1T	594 952
3M3T	594 953
0M1HT	394 954
1M1HT	394 955
1M2HT	394 956
2M1HT	594 954
2M2HT	394 957
2M3HT	594 955
3M1HT	594 956
3M2HT	394 958
3M3HT	594 957
4M2HT	394 978
0M1T	394 959
1M1T	394 960
1M2T	394 961
2M2T	394 962
3M2T	394 963
4M2T	394 977
Pckg. à 5 Stck.	€ 124,00 € 112,00

VITA ENAMIC

Farbe/Größe	IS-14S	IS-14L
1M1T	594 926	594 931
1M2T	594 927	594 932
2M2T	594 928	594 933
3M2T	594 929	594 934
4M2T	594 930	594 935
Pckg. à 5 Stck.	€ 223,00 € 199,00	€ 223,00 € 199,00

VITA ENAMIC

Farbe/Größe	IS-16S	IS-16L
1M1HT	594 936	594 941
1M2HT	594 937	594 942
2M2HT	594 938	594 943
3M2HT	594 939	594 944
4M2HT	594 940	594 945
Pckg. à 5 Stck.	€ 272,00 € 245,00	€ 272,00 € 245,00

VITA ENAMIC multiColor

Farbe	EMC-14	EMC-16
1M1HT	594 958	595 001
1M2HT	594 959	595 002
2M2HT	594 960	595 003
3M2HT	594 961	595 004
4M2HT	594 962	595 005
Pckg. à 5 Stck.	€ 154,40 € 131,50	€ 167,00 € 141,90

VITA ENAMIC STAIN

Farbe	2 g
Farbe 1 (white)	394 964
Farbe 2 (corn)	394 965
Farbe 3 (brown)	394 966
Farbe 4 (khaki)	394 967
Farbe 5 (blue)	394 968
Farbe 6 (black)	394 969
Pckg. à 1 Stck.	€ 33,20 € 29,90

VITA ENAMIC UNIVERSAL

Farbe	EMC-16
1M1HT	595 006
1M2HT	595 007
2M2HT	595 008
3M2HT	595 009
4M2HT	595 010
Pckg. à 5 Stck.	€ 155,90 € 139,90

VITA ENAMIC

Farbe	EM-14
1M1ST	594 963
1M2ST	594 964
2M2ST	594 965
3M2ST	594 966
4M2ST	594 967
Pckg. à 5 Stck.	€ 124,00 € 112,00



33,20 ab
VITA 29,90

Kenda Queen Polierer

2-Schritt Finier- und Poliersystem für Prothesen-Kunststoff. Ideal für das schnelle Glätten und Polieren von Teil- und Vollprothesen wie auch von zahn- und kieferregulierenden Vorrichtungen. Farbe: schwarz.

**15%
SPAREN**

Form	12 Stck.	25 Stck.
Point	745 904	745 905
Bullet	745 906	745 907
je Pckg.	€ 27,60 € 23,50	€ 55,10 € 46,80



KENDA
DENTAL POLISHERS

Exklusiv bei **MW**



COLTENE


27,60 ab
23,50

Kenda W&K Polierer

Vorpolierer für Keramik, zum Glätten der Oberfläche. Max. 20 000 U/Min. Maße: Linse 22 x 3 mm, Rad 22 x 3 mm.

**15%
SPAREN**

Form	10 Stck.	100 Stck.
Linse	745 900	745 901
Rad	745 902	745 903
je Pckg.	€ 5,90 € 4,90	€ 48,80 € 41,50



KENDA
DENTAL POLISHERS

Exklusiv bei **MW**



COLTENE

5,90 ab
4,90

Polierfilze

Filzräder und Filzlinse aus hochwertigem Wollfilz, unmontiert für das Handstück.

Rad:	Linse:
Ø 17 x 3,5 mm, 12 Stck. 057 842 1 Pckg. € 11,75 € 9,99	Ø 17 x 5 mm, 12 Stck. 057 845 1 Pckg. € 12,35 € 10,50
Ø 21 x 3,5 mm, 12 Stck. 057 843 1 Pckg. € 11,75 € 9,99	Ø 21 x 5 mm, 12 Stck. 057 846 1 Pckg. € 12,65 € 10,75
Ø 25 x 4 mm, 12 Stck. 057 844 1 Pckg. € 12,95 € 10,90	Ø 30 x 10 mm, 6 Stck. 057 847 1 Pckg. € 11,85 € 9,90

**15%
SPAREN**



Polirapid
GERMANY

11,85 ab
9,90

Palapress

Kaltpolymerisierender Kunststoff für die Komplettierung von Modellgussprothesen.

Farbe	100 g	500 g	1 kg
rosa	042 920	042 921	042 922
rosa opak	-	-	042 934
klar	142 920	142 921	142 922
1 Pckg.	€ 29,80 € 26,80	€ 89,90 € 80,90	€ 119,80 € 101,90

Flüssigkeit, 80 ml
042 925 | 1 Fl. | € 25,50
€ 22,90

Flüssigkeit, 500 ml
042 926 | 1 Fl. | € 65,80
€ 55,90



BIS ZU
15%
SPAREN

29,80 ab
26,80



PalaXpress

Universell anwendbarer Prothesenwerkstoff zum Gießen (Komplettierung von Modellgussprothesen, Randgestaltung, Bruchreparaturen und indirekte Unterfütterungen). In Kombination mit dem Palajet Injektionsgerät lassen sich besonders passgenaue Prothesen herstellen.

Flüssigkeit, 500 ml
042 956
1 Fl. | € 66,80
€ 56,80

Farbe	100 g	1 kg
rosa	-	042 954
rosa geadert	-	042 959
rosa opak	042 948	042 949
pink live	-	142 945
klar	142 935	142 936
1 Pckg.	€ 30,50 € 27,50	€ 120,50 € 102,50



30,50 ab
27,50



Moldano

Bewährter Modellhartgips der Typklasse III.

Farbe	25 kg	4,5 kg	Eco-Pckg. à 4 x 4,5 kg
blau	009 913	009 912	009 911
1 Pckg.	€ 47,90 € 40,90	€ 12,50 € 11,30	€ 47,40 € 42,60



BIS ZU
15%
SPAREN

12,50 ab
11,30



Gipsabscheider

Gipsabscheider mit geschlossenem 4-Kammer-Klärsystem. Transparenter Behälter mit Schnellverschluss. Die Transparenz des Eimers ermöglicht eine Sichtkontrolle der Schlammhöhe. Der Folieneinsatz verhindert ein Festsetzen von Gips und Schlamm am Behälter, ermöglicht dadurch ein einfaches und schnelles reinigen.

Technische Daten:

Maße: H 320 x Ø 340 mm
Auslaufhöhe: 245 mm
Auslaufanschluss-Ø: 1 1/2 Zoll
Zulaufanschluss-Ø: 1 1/2 Zoll
Fassungsvermögen: 14 l
Gewicht: 2,1 kg

Nettopreise – kein Abzug
weiterer Rabatte möglich.

Gipsabscheider,
1 Spannring blau, 1 Ersatzfolie
498 966 | 1 Stck. | € 215,05
€ 182,80

Ersatzfolien, 25 Stck.
498 969 | 1 Pckg. | € 12,95
€ 10,90

Bitte beachten Sie:
Im Lieferumfang enthalten sind 1x 4-Kammer-Gipsabscheider mit Verschluss und Deckel, 1 Spannring blau, 1 Ersatzfolie. Weiteres Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.



BIS ZU
15%
SPAREN

215,05
182,80



AM. Edelingh Daily dental excellence.

AM. Edelingh Red Milling Cutter

Die A.M. Edelingh Red Milling Cutter sind spezielle, rot beschichtete Fräser, welche gegenüber herkömmlichen Fräsern eine überdurchschnittliche Standzeit aufweisen. Durch Ihre hervorragenden Oberflächeneigenschaften wird ein besonders kühles Arbeiten ermöglicht. Das wirkt sich positiv auf das zu bearbeitende Material aus. Durch ihre unterschiedlichen Verzahnungen decken sie zudem jedes gewünschte Einsatzgebiet ab und garantieren höchste Präzision auch bei schwierigen Materialien.



Roter Ring: Feine Kreuzverzahnung, bestens geeignet für Metalllegierungen und Prothesenkunststoffe.

									
Form 1	Form 3	Form 5	Form 6	Form 7	Form 8	Form 9	Form 10	Form 12	Form 13
144 920	144 922	144 924	144 925	144 926	144 927	144 928	144 929	144 931	144 932
€ 16,70 € 13,40	€ 26,80 € 21,40	€ 16,70 € 13,40	€ 16,70 € 13,40	€ 26,80 € 21,40	€ 16,70 € 13,40	€ 26,80 € 21,40	€ 16,70 € 13,40	€ 16,70 € 13,40	€ 26,80 € 21,40

Blauer Ring: Der Allrounder, für Gipse (sogar feuchte Gipse) und Prothesenkunststoffe.

							
Form 17	Form 18	Form 19	Form 20	Form 21	Form 22	Form 23	Form 26
144 936	144 937	144 938	144 939	144 940	144 941	144 942	144 945
€ 25,10 € 19,90	€ 25,10 € 19,90	€ 17,30 € 13,80	€ 16,70 € 13,40	€ 25,10 € 19,90	€ 25,10 € 19,90	€ 16,70 € 13,40	€ 26,80 € 21,40

Rosa Ring: Zur groben Bearbeitung von Titanlegierungen, Metalllegierungen und Verblendkeramiken.

								
Form 27	Form 29	Form 31	Form 32	Form 33	Form 34	Form 35	Form 36	Form 39
144 946	144 948	144 950	144 951	144 952	144 953	144 954	144 955	144 958
€ 18,10 € 14,50	€ 27,10 € 21,70	€ 18,10 € 14,50	€ 27,10 € 21,70	€ 20,90 € 16,70	€ 18,10 € 14,50	€ 27,10 € 21,70	€ 18,10 € 14,50	€ 18,10 € 14,50

Grün/Orange/Gelber Ring: Für die finale Ausarbeitung von Metalllegierungen, Modellguss und Titanlegierungen vor dem Gummieren.

			
Form 41	Form 42	Form 43	Form 44
144 960	144 961	144 962	144 963
€ 27,10 € 21,70	€ 18,10 € 14,50	€ 18,10 € 14,50	€ 18,10 € 14,50

Schwarz/Grüner Ring: Geeignet für weichbleibende und Prothesenkunststoffe.

		
Form 48	Form 49	Form 50
144 967	144 968	144 969
€ 25,10 € 19,90	€ 27,10 € 21,70	€ 25,10 € 19,90



16,70 ab
13,40

AM. Edelingh
Occlusions-Spray Premium

Fein zeichnendes und sprühendes Premium Occlusions-Spray mit speziell entwickeltem Sprührohr, welches ein Verstopfen verhindert. Sekundenschnelle Trocknung nach dem Auftragen. Das Spray lässt sich leicht mit Wasser entfernen. Erhältlich in den Farben grün und rot.

**20%
SPAREN**

- grün, 200 ml
093 997 | 1 Dose | € 18,90
€ 15,20
- rot, 200 ml
093 998 | 1 Dose | € 18,90
€ 15,20



~~18,90~~
15,20

AM. Edelingh Scan Spray Xtra

Dieses ultra feine Scanspray ermöglicht einen gleichmäßigen und sehr feinen Pulverauftrag von unter 3 µm. Es trocknet nach dem Auftragen sehr schnell auf dem Objekt und verhindert somit einen lästigen Feuchtigkeitsfilm. Die spezielle Sprühdüse sorgt zusätzlich für einen exzellenten Auftrag. Zusätzlich kann das Spray auch als Silikonisierung verwendet werden. Ein kurzer Sprühstoß genügt, um die Oberfläche zu entspannen und den Abdruck blasenfrei auszugießen. TiO2 frei. Farbe: weiß, für ca. 400 Anwendungen.

**20%
SPAREN**

- 75 ml
093 992 | 1 Dose | € 27,90
€ 22,30
- 200 ml
093 993 | 1 Dose | € 36,80
€ 29,40



~~27,90 ab~~
22,30

AM. Edelingh Premium Flex

Universell einsetzbare premium Schleifscheiben zur Bearbeitung von Kompositen, Metallen sowie weiteren Kunststoffen und sogar Keramiken. Das verwendete Schleifmaterial verfügt über eine geschlossene Streuung, was die Standzeit um ein Vielfaches erhöht. Definierte Körnung nach my (fein 40my, mittel 60my, grob 100my).

- Hochwertiges Film Nylon-Trägermaterial
- Al₂O₃ beschichtet, einseitig
- Snap-On-Mandrell
- Moshärte 5,5
- Ø 22 mm (7/8)

- 25 Stck.:
fein
074 822 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 9,20
- mittel
074 823 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 9,20
- grob
074 824 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 9,20

NEU

**20%
SPAREN**



~~11,50~~
9,20



L Protect

Die LED-beleuchtete Schutzscheibe L Protect bietet eine Kombination aus moderner Arbeitsplatzbeleuchtung und Schutzscheibe aus ESG-Sicherheitsglas. Die Schutzscheibe kann mittels Aufnahmeadapter an fast allen handelsüblichen Absaugvorrichtungen befestigt werden. Eine separate Verwendung ist dank Tischstativ möglich. Die einfache werkzeuglose Trennung des LED-Rahmens ermöglicht bei Bedarf einen schnellen Scheibenwechsel.

Kompatibel mit folgenden Absaugmälern:

Freudling Variteam-1, A86, A90, KaVo Masterspace, 382, Renfert, Strohm+Maier und Zubler A90M, R1200.

Technische Daten:

Nennspannung: 100 – 240 V
 Abmessung (H x B): 240 x 190 mm
 Beleuchtungsstärke: 2500 Lux
 Farbtemperatur: 6000 K (tageslichtweiß)
 Garantie: 1 Jahr

L Protect

053 979 | 1 Stck. | € 458,00
 € 375,00

Nettopreise – kein Abzug
 weiterer Rabatte möglich.



18%
 SPAREN



~~458,-~~
375,-

Absorberbox XL

Absaugbox mit extra großem Innenvolumen, welches ein bequemes Arbeiten mit maximaler Bewegungsfreiheit ermöglicht. Optional kann durch Austausch der Filtereinheit eine externe Absaugung für maximale Absaugleistung angeschlossen werden.

Flexibler Einsatz dank integrierter Absaugung mit Feinfilter. Großflächige LED-Beleuchtung. Großzügige Eingriffsöffnungen mit Gummimanschetten. Extragroßes Innenvolumen (21 l).

Technische Daten:

Leistung: 10 W
 Luftdurchsatz: 184 m³/h
 Schalldruckpegel: 55 dB(a)
 Betriebsspannung: 12 V
 Nennspannung: 100 – 230 V
 Nennfrequenz: 60 Hz
 Maße (B x H x T): 475 x 275 x 445 mm
 Gewicht: 3,5 kg
 Beleuchtungsstärke: 2500 Lux
 Farbtemperatur: 6000 K
 Garantie: 1 Jahr

Absorberbox XL:

mit integrierter Absaugung,
 Partikelfilter, Steckernetzteil,
 Adapterplatte für externe
 Absaugung

153 967 | 1 Stck. | € 878,00
 € 745,00

Nettopreise – kein Abzug
 weiterer Rabatte möglich.



15%
 SPAREN

NEU



~~878,-~~
745,-

KFO-Sockelschalen

Sockel mit doppelter Halterung zur Fixierung von Kiefer- und KFO-Modellen. Maße OK / UK mit Verbinder: klein: B80 x H60 x T60 mm, groß: B90 x H70 x T70 mm. Auslieferung inkl. Verbinder. Nicht kompatibel mit dem KFO-Sockelgerät von Dr. Hinz.

- klein, 1 Paar
998 803 | 1 Pckg. | ~~€ 1,20~~
 € 0,95
- klein, 10 Paar
998 804 | 1 Pckg. | ~~€ 10,50~~
 € 8,40
- groß, 1 Paar
998 805 | 1 Pckg. | ~~€ 1,50~~
 € 1,20
- groß, 10 Paar
998 806 | 1 Pckg. | ~~€ 13,50~~
 € 10,80

Nicht kompatibel mit Sockelgerät von Hinz.



1,20 ab
0,95

20%
 SPAREN

LED Arbeitsplatzleuchte

Die leichte Bauweise und das spezielle Design sorgen für eine gute Leuchtkraft und somit eine gute Sicht auf den Arbeitsplatz. Es können mehrere Lichtfarben eingestellt und bis zu drei Speicherplätze belegt werden. Kaltes Licht (ca. 6.500 Kelvin – ähnlich dem Tageslicht) fördert die Konzentration und eignet sich für die Qualitätskontrolle. Warmes Licht (ca. 3.000 Kelvin) erzeugt Wohlbefinden und verhindert Reflexionen auf Objekten mit hochglänzender Oberfläche. Eine Umleitung der Lichtstrahlen mit mehr als 100.000 Mikrolinsen sorgt für eine homogene Lichtverteilung und reduziert die Schattenbildung im Arbeitsbereich auf ein Minimum. Flache Bauform und hochwertige Aluminium-Oberfläche für einfache Reinigung.

Technische Daten:
 Spannung/Leistungsaufnahme: 48 V / 48 W
 Stromaufnahme: 1,0 A
 Maße (H x B x T): 31 x 564 x 198 mm
 Abstrahlwinkel: ca. 60°
 Beleuchtungsstärke: 0,5 m: 4.650 /
 1 m: 1.322 / 1,5 m: 617 Lux
 Garantie: 1 Jahr



690,-
499,-

28%
 SPAREN

LED Arbeitsplatzleuchte comfort:
 Wandmontage
164 977
 1 Stck. | € 690,00
 € 499,00

Nettopreise – der Abzug weiterer Rabatte ist nicht möglich.

FL-LED Tischleuchte

Symmetrisch strahlende Tischleuchte, die ihren Einsatzbereich auf großen Arbeitsflächen hat, wo viel Licht erforderlich ist. Mit dem federbalancierten Trägerarm und einer Kopfgröße von 355 x 105 x 60 mm ist eine individuelle und leichte Einstellung möglich.

Technische Daten:
 Spannung: 240 V
 Armlänge: 105 mm
 Kopfgröße (B x H x T): 355 x 105 x 60 mm
 Lichtquelle: LED 1 x 12 Watt
 Lumen: 1094 out
 Lumen/Watt: 95
 IP-Schutzart: 20
 Anschlussleitung: 2,1m
 Gewicht: 3 kg

FL-LED
498 978 | 1 Stck. | € 278,00
 € 199,00

Nettopreise – der Abzug weiterer Rabatte ist nicht möglich.



Top-Angebot!



278,-
199,-

28%
 SPAREN

M+W select SCAN SPRAY

Pulverspray zur Verbesserung der optischen Eigenschaften von Modellen bei der Aufnahme per Scanner oder Kamera bei der Aufnahme im extraoralen Bereich an Modellen. Nach Aufnahme kann das Modell leicht mit Wasserdampf gereinigt werden.

75 ml
000 906 | 1 Dose | ~~€ 24,20~~
 € 19,40
 ab 5 Dosen | je Dose | ~~€ 23,50~~
 € 18,70

20% SPAREN



23,50 ab
18,70

M+W select SCAN SPRAY PREMIUM

Die neu konzipierte Verneblungsdüse sorgt für einen noch feineren Sprühfilm und sichert somit die exakte Darstellung der Kanten und Oberflächen des zu scannenden Objektes. Das Material weist ein hervorragendes homogenes Ausprühverhalten auf, so dass es auf einer sehr glatten Oberfläche sehr gute Haftwerte besitzt. Somit lassen sich auch hervorragend Metallteile mit diesem Spray abdecken ohne einen zu hohen Anteil aufzutragen.

200 ml
093 991 | 1 Dose | ~~€ 30,80~~
 € 24,60
 ab 5 Dosen | je Dose | ~~€ 29,80~~
 € 23,60

20% SPAREN



29,80 ab
23,60

M+W select COCR SUPER DISC

CoCr-Discs sind isostatisch, pulvermetallurgisch gefertigte, harte CoCr-Blanks. Die hartfräsende Kobalt-Chrom-Disc ist nickel- und berylliumfrei. Das Metall ist laserbefähigt und durch seine gute Homogenität leicht zerspannbar wodurch eine schnellere Frägeschwindigkeit ermöglicht wird. Speziell für die Anforderungen der CAD/CAM-Technik abgestimmt. Mit Schulter.

20% SPAREN

- Ø 98 x 12 mm
474 920 | 1 Stck. | ~~€ 209,00~~
 € 168,00
- Ø 98 x 13,5 mm
474 921 | 1 Stck. | ~~€ 218,00~~
 € 175,00
- Ø 98 x 15 mm
474 922 | 1 Stck. | ~~€ 232,00~~
 € 185,00
- Ø 98 x 18 mm
474 923 | 1 Stck. | ~~€ 269,00~~
 € 215,00
- Ø 98 x 20 mm
474 924 | 1 Stck. | ~~€ 289,00~~
 € 229,00
- Ø 98 x 24,5 mm
474 925 | 1 Stck. | ~~€ 299,50~~
 € 239,00



M+W select TITAN 5 DISC

Titanblank aus hochwertiger Titan-Aluminium-Legierung (Grade 5), der mit seinen hohen Bruch- und Härtewerten in der Kronen- und Brückentechnik sowie für Steg- bzw. Suprakonstruktionen verwendet werden kann. Für die Verblendung kann jede handelsübliche Titan-Aufbrennkeramik verwendet werden.

20% SPAREN

- Ø 98 x 12 mm
374 931 | 1 Stck. | ~~€ 105,00~~
 € 84,00
- Ø 98 x 13,5 mm
374 932 | 1 Stck. | ~~€ 116,50~~
 € 93,20
- Ø 98 x 15 mm
374 933 | 1 Stck. | ~~€ 128,50~~
 € 102,80
- Ø 98 x 16 mm
374 934 | 1 Stck. | ~~€ 139,80~~
 € 109,90
- Ø 98 x 18 mm
374 935 | 1 Stck. | ~~€ 158,50~~
 € 126,80
- Ø 98 x 20 mm
374 936 | 1 Stck. | ~~€ 175,00~~
 € 139,00
- Ø 98 x 22 mm
374 937 | 1 Stck. | ~~€ 185,00~~
 € 149,00
- Ø 98 x 24,5 mm
374 938 | 1 Stck. | ~~€ 199,00~~
 € 159,00



209,- ab
168,-



105,- ab
84,-

M+W select PEEK DISC

Biokompatibler, allergiefreier Hochleistungskunststoff aus Polyetheretherketon (PEEK) zur Herstellung von Kronen, Brücken, Prothesenbasen, metallfreien Supra-konstruktionen sowie für primäre, sekundäre und tertiäre Konstruktionen. Dieses flexible und geschmacks-neutrale Material bietet durch sein geringes Gewicht einen hohen Tragekomfort, zudem ist es durch seine glatte Oberflächenstruktur sehr Plaque resistent.

20%
SPAREN

Farbe	Ø 98 x 15 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 25 mm
hellgrau (light)	374 907	374 908	374 909
Dentin A2 medium	374 910	374 911	374 912
pink (rose)	374 913	374 914	374 915
1 Stck.	€ 209,00 € 169,00	€ 229,00 € 185,00	€ 255,00 € 205,00



209,- ab
169,-



M+W select PMMA DISC

PMMA Blank aus hochwertigem, eingefärbtem Polymethylmethacrylat zur Herstellung von Kronen, Brücken und Knirscherschienen. Geeignet auch als Provisorium oder Langzeitprovisorium. Das Material kann mit Kunststoffen oder Kompositen verblendet und individualisiert werden. Für noch mehr Charakterisierungsmöglichkeiten sind die Blanks in den Farben clear, A1, A2, A3 und B1 erhältlich.

20%
SPAREN

Farbe	Ø 98 x 15 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 25 mm
clear	374 916	374 917	374 918
A1	374 919	374 920	374 921
A2	374 922	374 923	374 924
A3	374 925	374 926	374 927
B1	374 928	374 929	374 930
1 Stck.	€ 51,50 € 41,30	€ 54,90 € 43,90	€ 58,60 € 46,80



51,50 ab
41,30



M+W select PMMA DISC ML

5-schichtige PMMA Disc aus hochwertigem, eingefärbtem Polymethylmethacrylat zur Herstellung von Kronen und Brücken. Auch als Provisorium oder Langzeitprovisorium sowie für permanenten Zahnersatz geeignet. Das Material ist extrem plaqueresistent und kann mit Kunststoffen und Compositen verblendet und individualisiert werden. Durch die 5 Schichten wird ein extrem natürlicher Farbverlauf für wundervoll lebendige und natürlich wirkende Restaurationen erreicht.

20%
SPAREN

Farbe	Ø 98 x 15 mm	Ø 98 x 20 mm
A1	274 887	274 891
A2	274 888	274 892
A3	274 889	274 893
B1	274 890	274 894
1 Stck.	€ 78,00 € 62,40	€ 83,00 € 66,40



78,- ab
62,40



M+W select SUPER SPLINT

Hochvernetzte Polyamid Disc. Praktisch unzerbrechlich und damit geeignet für die Herstellung von kieferorthopädischen Schienen mit nur 0,5 mm Stärke. Das Material bleibt flexibel und hat eine sehr sanft und weich gleitende Oberfläche für ein angenehmes Tragegefühl. Ebenso sind Provisorien und Langzeitprovisorien optimal realisierbar sowie permanente Kronen- und Brückenrestaurationen. Durch die minimale Wasseraufnahme entstehen weder Verfärbungen noch Mundgeruch. Farbe: klar.

20%
SPAREN

Ø 98 x 15 mm	
274 904	1 Stck. € 35,00 € 27,90
Ø 98 x 20 mm	
274 905	1 Stck. € 40,00 € 31,90



35,- ab
27,90



M+W select PINBOHRER

Aus Hartmetall gefertigte Pinbohrer für alle gängigen Pin-Systeme im Dentalbereich. Bei einer 0-Stellung des Pingerätes und einem aufgepressten Ring werden die Bohrlöcher immer in der exakt gewünschten eingestellten Tiefe gebohrt.

**20%
SPAREN**

Pinbohrer, S 3,00 mm

geeignet für CL-PS-, Gamundia-, SAM-Systeme und Bi-Pin-Serie von Renfert

Ø 1,58 mm	600 920
Ø 1,60 mm	600 921
Ø 1,62 mm	600 922
1 Stck.	€ 10,80 € 8,60

Pin-Handstückbohrer, S 2,35 mm

geeignet für Bi-Pin-Serie Renfert und das Bohren mit dem Handstück

Ø 1,60 mm	600 927
Ø 2,00 mm	600 928
1 Stck.	€ 20,80 € 16,60

Pin-Stufenbohrer, S 3,00 mm

geeignet für das Pinindex-System

Ø 1,98 mm	600 923
Ø 2,00 mm	600 924
Ø 2,02 mm	600 925
1 Stck.	€ 22,80 € 18,20

Pinbohrer-konisch, S 3,00 mm

geeignet für Zeiser-, Giroform-, Cambifix- und LukaBase-System

Ø 2,30 mm	600 926
1 Stck.	€ 23,90 € 19,20



10,80 ab
8,60



M+W select BOGEN-PINS

Zur sicheren Fixierung, auch bei engstehenden Frontzähnen. Gesamtlänge 64 mm.

Bogen-Pins, 100 Stck.:

spitz	098 959	1 Pckg. € 14,75 € 11,80
-------	---------	------------------------------

flach	098 960	1 Pckg. € 14,75 € 11,80
-------	---------	------------------------------

**20%
SPAREN**



14,75 ab
11,80



M+W select DOWEL-PINS

Standard-Ausführung, Messing, 1.000 Stck.:

Größe 1	098 956	1 Pckg. € 34,80 € 27,90
---------	---------	------------------------------

Größe 2	098 957	1 Pckg. € 30,90 € 27,80
---------	---------	------------------------------


Größe 2, kurz	098 954	1 Pckg. € 33,40 € 29,90
---------------	---------	------------------------------

**BIS ZU
20%
SPAREN**

Dowel-Pins mit Steckstift, 1.000 Stck.:

Größe 1	098 966	1 Pckg. € 41,90 € 33,50
---------	---------	------------------------------

Größe 2	098 958	1 Pckg. € 41,90 € 33,50
---------	---------	------------------------------



30,90 ab
27,80



M+W select PINS MIT HÜLSEN

Kompatibel zu SAM, Gamundia und Heraeus-Splitcast-Systemen. Gesamtlänge Pins: 18,00 mm, Hülsen: 9,50 mm.

1.000 Stck.:

Metall-Pins	098 967	1 Pckg. € 35,20 € 28,20
-------------	---------	------------------------------

Metall-Hülsen	098 968	1 Pckg. € 37,80 € 33,90
---------------	---------	------------------------------

**BIS ZU
20%
SPAREN**



35,20 ab
28,20



M+W select **SUBIBOND**
SEKUNDENKLEBER

Universeller Cyanoacrylatkleber mit besonders hoher Klebekraft. Klebt in Sekunden alle Materialien. Der niedrigviskose Kleber dient zur Anwendung bei graziilen Klebearbeiten, z. B. gebrochenen Stümpfen bei Sägemodellen. Für grob gebrochene Objekte mit kleinen Lücken, die gefüllt werden müssen, ist der mittelviskose Kleber bestens geeignet. Lagerstabil bis zu 1 Jahr. Lagerung: kühl, trocken und dunkel.



Viskosität	5 g	10 g
niedrigviskos	093 980	093 981
mittelviskos	093 982	000 905
je Fl.	€ 3,30 € 2,65	€ 3,90 € 3,10
ab 5 Flaschen, je Fl.	€ 2,90 € 2,25	€ 3,50 € 2,70



2,90 ab
2,25



M+W select **MAGNET-**
SPLIT-SYSTEM

Zum schnellen und einfachen Herausnehmen von Modellen aus dem Artikulator.



Rundmagnete 20 x 6 mm:

10 Stck.	000 975	1 Pckg.	€ 4,40 € 3,50
100 Stck.	000 973	1 Pckg.	€ 35,20 € 28,20



4,40 ab
3,50



M+W select **STUMPF-**
HÄRTER NT

Zur Härtung der Gipsoberfläche ohne einen Schichtauftrag. Der Härter zieht schnell in die Gipsoberfläche ein und besitzt eine sehr gute Tiefenhärtung. Anzeichnungen auf der Gipsoberfläche werden fixiert.



0 µm, 30 ml	200 997	1 Fl.	€ 13,90 € 10,90
-------------	---------	-------	--------------------



13,90
10,90



M+W select **STUMPF-LACK NT**

Lufttrocknende Lacke mit Farbpigment- und Metallbestandteilen für sehr harte, kratzste und glatte Oberflächen. Durch mehrfaches Auftragen ist die Schichtstärke kontrollierbar, wobei Viskosität und Pinseltyp die Schichtstärken variieren können. Die Stumpflacke sind in opaken, gut deckenden Farben erhältlich. Sie bieten je nach Anwendung Kontrast zu jedem Gips oder Modellierwachs. Eine neuartige chemische Zusammensetzung erzeugt sehr abdampfresistente und dichte Lackschichten. Der Lack widersteht hohen mechanischen Belastungen und erzeugt homogene und glatte Oberflächen. Er ist zudem besonders schnelltrocknend.



Verdünner, 16 ml	200 996	1 Fl.	€ 8,30 € 6,60
------------------	---------	-------	------------------



Viskosität	25 ml
Goldlack, 15 µm	200 991
Silberlack, 13 µm	200 992
Lack blau, 10 µm	200 993
Lack rot, 7 µm	200 994
Lack transparent, 3 µm	200 995
je Fl.	€ 14,95 € 11,90



14,95
11,90



+ 1+1 AKTION:
BEIM KAUF IST 1 FLASCHE
M+W STUMPF-LACK NT ROT, 25 ML
ZUSÄTZLICH IM PREIS ENTHALTEN.

M+W select GIPS-DIA-SCHEIBE 365

Sägestumpfmotoren. Die Segmentierung und die Löcher sorgen für zügigen Abtransport des Schleifstaubes aus dem Sägeschnitt. Das stabile Stammblatt verhindert Schwingungen während des Arbeitens. Stärke 0,24 mm.

Gips-Dia-Scheibe 365
300 972 | 1 Stck. | € 41,20
€ 32,90



20%
SPAREN



41,20
32,90

M+W select GIPSMODELLSÄGE

Gipsmodellsäge mit 130 mm Sägeblattlänge. Die Sägeblätter werden durch die Spannung des Sägebogens fixiert. Die Schrauben und Befestigungsteile fallen dadurch weg und ermöglichen ein schnelles und einfaches Wechseln der Sägeblätter.

Gipsmodellsäge
054 908 | 1 Stck. | € 19,90
€ 15,90

Sägeblätter, 12 Stck.
054 909 | 1 Pckg. | € 16,80
€ 13,40

20%
SPAREN



16,80 ab
13,40

M+W select LAUBSÄGEN

Laubsägebogen und -blätter für Metalle. Länge 130 mm.

Sägeblätter, 12 Stck.:
mittel (2)

031 917 | 1 Pckg. | € 4,60
€ 3,70

fein (1)
031 918 | 1 Pckg. | € 4,60
€ 3,70

x-fein (2/0)
031 919 | 1 Pckg. | € 4,60
€ 3,70

Sägebogen
031 916 | 1 Stck. | € 24,50
€ 19,60

20%
SPAREN



4,60 ab
3,70

M+W select SÄGEBLÄTTER FÜR PINDEX

Länge 120 mm.

12 Stck.:
Stärke 0,18 mm
054 910 | 1 Pckg. | € 10,40
€ 8,30

Stärke 0,25 mm
054 911 | 1 Pckg. | € 9,95
€ 7,90

20%
SPAREN



9,95 ab
7,90

M+W select HARTMETALL-SÄGEBLÄTTER



Aus Vollhartmetall, feingezahnt.

Stärke 0,3 mm:
Ø 80/19 mm (Harnisch + Rieth S-G 303)
031 911 | 1 Stck. | € 139,80
€ 111,90

Ø 80/16 mm (Heraeus CL-MS + Model Tray)
054 912 | 1 Pckg. | € 133,90
€ 107,50

20%
SPAREN



133,90 ab
107,50

M+W select LC LÖFFELPLATTEN

Mit diesen Löffelplatten wird das Anfertigen von Funktionslöffeln und Bisschablonen kinderleicht. Die vorgeformten Platten werden einfach auf das aus-geblockte und isolierte Gipsmodell adaptiert, die Überschüsse entfernt und anschließend ca. 5 Minuten lang im LC-Gerät polymerisiert. Diese Löffel sind absolut verwindungsstabil und können sofort verwendet werden. Kein stechender Monomergeruch – gleichmäßige Schichtstärke von 2,3 mm und Form-stabilität sind weitere Vorteile.

Farbe	OK-Platten, 50 Stck.	UK-Platten, 50 Stck.
natur	500 401	500 403
rosa	500 402	500 404
je Pckg.	€ 50,90 € 40,70	€ 50,90 € 40,70
ab 3 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 49,90 € 39,70	€ 49,90 € 39,70



20%
SPAREN



49,90 ab
39,70

M+W select LC LÖFFELPLATTEN PREMIUM

Premium-Qualität mit 25% höherer Biegefestigkeit. Die vorgeformten Platten sind zur Fertigung individueller Abformlöffel, Erarbeitung von Basen für Biss-schablonen und zur Anfertigung von Bissregistrierten hervorragend geeignet. Das lästige Kleben der Inhibitionsschicht konnte deutlich verringert werden, somit wurde die Handhabung erheblich erleichtert. Der leichte Pfefferminzgeruch macht das Arbeiten sehr angenehm. Bei Tageslicht ist das Material lange zu verarbeiten, unter Halogenlicht erfolgt aber eine schnelle Aushärtung (3 – 5 Min.). Durch die ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften lassen sich sehr stabile und bruchfeste Löffel und Bisschablonen herstellen.

Farbe	OK-Platten, 50 Stck.	UK-Platten, 50 Stck.
rosa	498 908	498 929
transparent	498 909	498 930
je Pckg.	€ 58,80 € 46,90	€ 58,80 € 46,90
ab 3 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 56,80 € 44,90	€ 56,80 € 44,90



20%
SPAREN



56,80 ab
44,90

M+W select TC-FLÜSSIGKEIT

Reinigungsflüssigkeit auf Alkoholbasis zum Entfernen der klebrigen Inhibitionsschicht, die bei der Lichtpolymerisation entsteht.

250 ml
498 914 | 1 Fl. | € 16,25
€ 12,90



20%
SPAREN



16,25
12,90

M+W select SIOPLAST-T

Extraharte Silikonknetmasse speziell für den Einsatz in der Zahntechnik. Weiche, geschmeidige Anfangskonsistenz, klebefrei, hitzebeständig, hohe Dimensionsstabilität, exakte Detailwiedergabe. Problemlose Anwendung bei Kalt- und Heißpolymerisaten. Kurze Abbindezeit durch »Speed-Pastenhärter«.

Farbe:	Dose, 900 ml (1,6 kg)	Eimer, 5,1 l (10 kg)
• mint-grün (Shore A 85)	Shore A 85 053 250	053 251
• violett-rot (Shore A 95)	Shore A 95 300 077	300 078
	je Pckg. € 20,60 € 16,50	€ 83,50 € 66,80
	ab 3 Pckgn. einer Stärke, je Pckg. € 19,95 € 15,95	€ 81,50 € 64,80

Sioplast T Pastenhärter, 60 ml
153 900 | 1 Tube | € 13,25
€ 10,60
ab 3 Tuben | je Tube | € 12,75
€ 9,95



20%
SPAREN



12,75 ab
9,95

M+W select SIOPLAST LAB

2-Komponenten-Knetsilikon (additionsvernetzend) für die anspruchsvolle Zahntechnik.

- Optimale Shore-Härte (90 Shore A)
- Einfach und problemlos 1:1 anzumischen
- Kein Pastenhärter notwendig, daher sauberes Arbeiten
- Hohe Dimensionsstabilität
- Exakte Detailwiedergabe
- Kochfest

2 x 420 ml A+B (ca. 1,6 kg)	053 245 1 Pckg. € 46,20 € 36,90
je 2.770 ml A+B (ca. 10 kg)	053 246 1 Pckg. € 189,80 € 149,90



20%
SPAREN



46,20 ab
36,90

M+W select SIOPLAST LAB TOUCH

2-Komponenten-Knetsilikon (additionsvernetzend) für höchste Präzision. Durch die softe Eigenschaft erzielt das Material eine noch grazilere Detailwiedergabe. Die dennoch hohe Endhärte von Shore A80 sorgt für gute Stabilität. Beide Komponenten lassen sich sehr leicht miteinander vermischen, was eine perfekte Homogenität gewährleistet. Das Knetsilikon lässt sich ohne großen Druck leicht adaptieren weshalb die Gefahr, dass sich beispielsweise die Modellierung verdrückt, ausgeschlossen ist. Farbe: violett – blau.

- Sehr exakte Detailwiedergabe
- 80 Shore A
- Einfach und problemlos 1 : 1 an zu mischen
- Mikrowelleneignen
- Kochfest

2 x 420 ml A+B	053 232 1 Pckg. € 52,80 € 42,20
2 x 2.770 ml A+B	053 233 1 Pckg. € 218,50 € 174,80



20%
SPAREN



52,80 ab
42,20

MW select KOPIDUR

Transparente hartelastische Platte, verbindet sich mit Autopolymerisat.
Anwendung: Aufbiss-, Miniplast- und Retentionsschienen, prov. Kronen und Brücken, Fluorid- und Interimsschienen.

Ø 120 mm:	
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.	
266 965 1 Pckg. € 11,80	
	€ 9,40
Stärke 1,0 mm, 100 Stck.	
366 901 1 Pckg. € 109,00	
	€ 87,20
Stärke 1,5 mm, 10 Stck.	
266 966 1 Pckg. € 15,80	
	€ 12,60
Stärke 1,5 mm, 100 Stck.	
366 902 1 Pckg. € 138,00	
	€ 109,00
Stärke 2,0 mm, 10 Stck.	
266 967 1 Pckg. € 18,20	
	€ 14,60
Stärke 2,0 mm, 100 Stck.	
366 903 1 Pckg. € 178,00	
	€ 139,00



Ø 125 mm:	
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.	
266 968 1 Pckg. € 12,80	
	€ 10,20
Stärke 1,0 mm, 100 Stck.	
366 917 1 Pckg. € 114,00	
	€ 89,00
Stärke 1,5 mm, 10 Stck.	
266 969 1 Pckg. € 16,20	
	€ 12,90
Stärke 1,5 mm, 100 Stck.	
366 918 1 Pckg. € 145,00	
	€ 115,00
Stärke 2,0 mm, 10 Stck.	
266 970 1 Pckg. € 18,80	
	€ 14,90
Stärke 2,0 mm, 100 Stck.	
366 919 1 Pckg. € 189,00	
	€ 149,00



11,80 ab
9,40

MW select KOPISOFT

Gummiartige weichelastische Folie, die sich nicht mit Autopolymerisat verbindet.
Anwendung: Mundschutz, Knirscher-schutz, Positioner und Dublierformen.

Ø 120 mm:	
Stärke 1,5 mm, 10 Stck.	
266 975 1 Pckg. € 12,50	
	€ 9,90
Stärke 1,5 mm, 100 Stck.	
766 915 1 Pckg. € 112,00	
	€ 89,00
Stärke 2,0 mm, 10 Stck.	
266 976 1 Pckg. € 17,50	
	€ 13,90
Stärke 2,0 mm, 100 Stck.	
366 916 1 Pckg. € 153,00	
	€ 121,00
Stärke 3,0 mm, 10 Stck.	
266 977 1 Pckg. € 20,80	
	€ 16,60
Stärke 3,0 mm, 100 Stck.	
766 916 1 Pckg. € 175,00	
	€ 139,00



Ø 125 mm:	
Stärke 1,5 mm, 10 Stck.	
266 978 1 Pckg. € 14,50	
	€ 11,60
Stärke 1,5 mm, 100 Stck.	
766 917 1 Pckg. € 115,00	
	€ 92,00
Stärke 2,0 mm, 10 Stck.	
266 979 1 Pckg. € 19,50	
	€ 15,60
Stärke 2,0 mm, 100 Stck.	
766 918 1 Pckg. € 156,00	
	€ 125,00
Stärke 3,0 mm, 10 Stck.	
266 980 1 Pckg. € 22,80	
	€ 18,20
Stärke 3,0 mm, 100 Stck.	
766 919 1 Pckg. € 178,00	
	€ 142,00



12,50 ab
9,90

MW select KOPILEN

Diese zähelastischen Folien verbinden sich nicht mit Autopolymerisat.
Anwendung: Bleich-, Ätz- und Medikamentenschienen, Bracket-Transfermasken, Gießmasken für prov. Kronen und Brücken, Gusskappchen und Dublierformen.

Ø 120 mm:	
Stärke 0,5 mm, 10 Stck.	
366 909 1 Pckg. € 5,80	
	€ 4,60
Stärke 0,5 mm, 100 Stck.	
366 910 1 Pckg. € 50,00	
	€ 39,90
Stärke 0,8 mm, 10 Stck.	
266 972 1 Pckg. € 8,20	
	€ 6,60
Stärke 0,8 mm, 100 Stck.	
366 907 1 Pckg. € 71,00	
	€ 56,80



Ø 125 mm:	
Stärke 0,5 mm, 10 Stck.	
366 908 1 Pckg. € 6,20	
	€ 4,90
Stärke 0,5 mm, 100 Stck.	
766 910 1 Pckg. € 52,00	
	€ 41,60
Stärke 0,8 mm, 10 Stck.	
266 974 1 Pckg. € 8,80	
	€ 6,90
Stärke 0,8 mm, 100 Stck.	
766 911 1 Pckg. € 73,00	
	€ 58,40



5,80 ab
4,60

MW select KOPISOFT BLEACH

Diese elastische Folie ist speziell zur Herstellung von Bleichschienen geeignet. Sie verbindet sich nicht mit Acrylat.

Ø 120 mm:	
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.	
366 911 1 Pckg. € 13,50	
	€ 10,80
Stärke 1,0 mm, 100 Stck.	
366 912 1 Pckg. € 98,00	
	€ 78,40
Ø 125 mm:	
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.	
366 913 1 Pckg. € 13,50	
	€ 10,80



13,50 ab
10,80

M+W select BLOC OUT

Universeller lichthärtender Kunststoff zum Ausblocken von Unterschnitten an Gipsmodellen und als Platzhalter bei Bleachingschienen oder Medikamententräger vor dem Tiefziehen.

3 ml Spritze, 4 Applikationskanülen
 198 938 | 1 Pckg. | € 14,95
 € 11,95
 ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 14,30
 € 11,30



20% SPAREN



14,30 ab
11,30

M+W select FÜLLGRANULAT

Zum Einbetten der Modelle im Tiefziehgerät. Für alle Tiefziehgeräte geeignet (bleihaltig, nicht magnetisch).

1,2 kg
 015 942 | 1 Pckg. | € 34,80
 € 27,90

20% SPAREN



34,80
27,90

M+W select SINTERGRANULAT

Das Granulat ist eine ausgezeichnete Alternative zu den herkömmlichen Sinterperlen und besteht in seiner chemischen Zusammensetzung aus ZrO₂ (T-TZP). Durch die glatte Oberfläche und runden Kanten entfällt das lästige Verkleben mit den dentalen Arbeiten. Das Granulat kann für mehrere Sinterprozesse verwendet werden. Durch die eckige Form können die Arbeiten beim Sinterprozess deutlich besser gestützt werden, als es bei herkömmlichen Sinterperlen der Fall ist. Das Vorbrennen des Granulates vor dem ersten Einsatz entfällt, es kann sofort verwendet werden. Die Korngröße beträgt 0,4 – 0,8 mm um beste Brennergebnisse zu erzielen.

200 g
 093 995 | 1 Pckg. | € 82,30
 € 53,50

35% SPAREN

> Top-Angebot! <



82,30
53,50

M+W select BLUE-TEC LC

Lichthärtender, rückstandsfrei verbrennender und gelförmiger Modellierkunststoff für die Modellation von Geschieben, Teleskop- und Konuskronen, individueller Implantataufbauten, Adhäsivbrücken und zur Verblockung von Gussteilen. Durch die hohe Standfestigkeit lassen sich ebenfalls sehr gut Modellgussmodellationen ohne Dublikatmodelle erstellen. Die Aushärtung erfolgt im handelsüblichen Polymerisationsgerät mit einem Wellenbereich von 320 – 500 nm.

3 g Spritze, 2 Kanülen
 093 972 | 1 Pckg. | € 19,50
 € 15,60

4 x 3 g Spritzen, 8 Kanülen
 093 973 | 1 Pckg. | € 69,50
 € 55,60



19,50 ab
15,60



20% SPAREN

M+W select CHROMAVIT

Flüssiger, gebrauchsfertiger Tauchhärter für die Modellgusstechnik. Kalt anzuwenden. Kein Nachtrocknen erforderlich.

1 l
 000 914 | 1 Fl. | € 15,80
 € 12,60

20% SPAREN



15,80
12,60

M+W select MUFFELVLIES

Einlegestreifen aus Keramikfaserpapier für Gussküvetten in der Kronen- und Brückentechnik. M+W Muffelvlies bietet eine optimale Expansion der Einbettmasse, verhindert Rissbildungen und erleichtert das Ausbetten nach dem Gießen. 55 mm Breite zum vollständigen Auslegen der Gussküvette ohne Randbildung.

20% SPAREN

Rolle mit 25 m:
 50 mm Breite
 000 927 | 1 Rolle | € 17,20
 € 13,80

55 mm Breite
 000 947 | 1 Rolle | € 18,80
 € 14,90



17,20 ab
13,80

M+W select SCANGIPS

Dieser spezielle Gips wurde für die opto-elektronische Abtastung in jedem Scanner entwickelt. Er verhindert störende Reflektionen in den definierten Wellenbereichen und macht eine nachträgliche Behandlung mit Scansprays überflüssig. Durch seine kurze Abbindezeit von ca. 9 Min. eignet sich der Gips hervorragend, um Behandlungen in nur einer Chairside Sitzung vorzunehmen.

**20%
SPAREN**

elfenbein, 5 kg
093 918 | 1 Eimer | € 29,80
€ 23,80



29,80
23,80



M+W select SOCKELGIPS FLÜSSIG

Flüssiger, schnell zu verarbeitender Sockelgips. Sehr gut um mehrere Modelle auf einmal zu Sockeln. Durch seine extrem gute Fließfähigkeit, lässt sich der Gips ohne Vibrieren direkt aus dem Becher blasenfrei in den Sockelformer gießen.

**20%
SPAREN**

Farbe	5 kg	10 kg
weiß	193 970	193 975
blau	193 971	193 976
je Eimer	€ 25,80 € 20,60	€ 39,80 € 31,80



25,80 ab
20,60



M+W select HARTGIPS NATUR

Naturhartgips der Klasse III. Zur Herstellung von Gegenbissmodellen, Reparaturmodellen und für alle Arbeitsmodelle im Einsatzgebiet der Prothetik.

**20%
SPAREN**

blau, 25 kg
093 920 | 1 Karton | € 42,80
€ 34,20

gelb, 25 kg
093 921 | 1 Karton | € 42,80
€ 34,20

naturweiß, 25 kg
093 922 | 1 Karton | € 42,80
€ 34,20



42,80
34,20



M+W select ORTHO-STONE

Dieser synthetische Hartgips hat einen sehr hohen Weißgrad und ist speziell zur Herstellung von Gegenbissmodellen, Reparaturmodellen und Arbeitsmodellen für die KFO geeignet. Die Modelle mit einer für diese Einsatzgebiete abgestimmten Expansion sind stabil und kantenfest.

**20%
SPAREN**

20 kg
093 927 | 1 Karton | € 47,80
€ 38,20



47,80
38,20





GIPS-ANRÜHRBECHER

Selbstreinigende, flexible Silikonbecher zum Anrühren von Gipsen und Einbettmassen, Farbe: dunkelgrün.

Gr. 1, mittel, 12 cm Ø, 9 cm hoch
022 971 | 1 Stck. | **€ 3,95**
€ 3,15
ab 5 Stck. | je Stck. | **€ 3,50**
€ 2,70

Gr. 2, groß, 13 cm Ø, 11 cm hoch
022 972 | 1 Stck. | **€ 4,40**
€ 3,50
ab 5 Stck. | je Stck. | **€ 3,95**
€ 2,95



20%
SPAREN



3,50 ab
2,70



THIXO-STONE

Synthetischer Superhartgips mit einer thixotropen Konsistenz. Er eignet sich zur Herstellung von Zahnkränzen, Einzelstümpfen und Kontrollmodellen in der Edelmetalltechnik und bei Keramikarbeiten. Besondere Eigenschaften des Gipses sind die Oberflächenglätte und die geringe Expansion. Der Gips ist mechanisch besonders hoch beanspruchbar, kantenstabil und kratzfest. Inlays und Onlays lassen sich gut auf den Thixo-Stone-Stümpfen polieren und finieren. Der Stumpf kann anschließend leicht gereinigt werden. Farbe: gelbbraun.

20%
SPAREN

5 kg
093 933 | 1 Eimer | **€ 28,80**
€ 22,90

20 kg
093 925 | 1 Karton | **€ 104,50**
€ 83,60



28,80 ab
22,90



SYNTH-STONE

Der synthetische Superhartgips ist für alle Meister- und Arbeitsmodelle geeignet, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen, wie Säge-, Kontroll- und Meistermodelle. M+W Synth-Stone ist für die Edelmetall- und Keramiktechnik genauso anzuwenden wie zur Modellgussprothetik. M+W Synth-Stone garantiert eine glatte, kratzeste Oberfläche und harte, kantenstabile Modelle mit einer geringen Expansion. Farbe: braun.

20%
SPAREN

5 kg
093 932 | 1 Eimer | **€ 27,80**
€ 22,20

20 kg
093 926 | 1 Karton | **€ 87,80**
€ 70,20



27,80 ab
22,20

M+W select CP-PROTECT

Tiegelschutzversiegelung zum Sprühen. Verlängert die Lebensdauer des Schmelztiegels und reduziert Gussrückstände im Tiegel. Verwendbar für alle Gusstiegel und Schmelzverfahren.

100 ml
245 912 | 1 Fl. | € 29,80
€ 23,80



20% SPAREN

NEU



~~29,80~~
23,80

M+W select FLOW FIX

Fließfähige Brennpaste zur Objektfixierung graziöser Keramiken auf Brenngutträgern und Pins. Durch die cremige Konsistenz lassen sich die Restaurationen leicht mit dem Material verbinden und auch nach dem Brennvorgang rückstandslos entfernen.

10 g
245 913 | 1 Pckg. | € 14,80
€ 11,80



20% SPAREN

NEU



~~14,80~~
11,80

M+W select CHROMALLOY MG

Nichtedelmetall-Gusslegierung auf Kobaltbasis für die Modellgusstechnik gemäß DIN EN ISO 22674, Typ 5. M+W Chromalloy MG ist eine klassische Modellgusslegierung für die Klammerprothetik mit sehr gutem Fließverhalten und Formfüllvermögen. Die gegossenen Arbeiten lassen sich optimal ausarbeiten und polieren.

Technische Daten:
Dehngrenze: 0,2%: 650 MPa
Bruchdehnung: 5,0%,
E-Modul: 220 GPa
Vickershärte: 350 HV10
Schmelzintervall: 1.280 – 1.360 °C
Gießtemperatur: 1.450 °C

1 kg
094 971 | 1 Pckg. | € 198,00
€ 158,00

20% SPAREN



~~198,-~~
158,-



M+W select CHROMALLOY-ELEKTROLYT

Hervorragend zum Glänzen von CoCrMo-Legierungen. Mit Chromalloy-Elektrolyt kann die Glänzzeit verkürzt werden. Lange haltbar, gebrauchsfertig. Für alle Glanzgeräte geeignet. Nach Verbrauch muss Flüssigkeit gesondert entsorgt werden.

1 l
000 920 | 1 Fl. | € 17,20
€ 13,80

5 l
000 958 | 1 Kan. | € 65,80
€ 52,60

20% SPAREN



~~17,20 ab~~
13,80

M+W select CHROMALLOY KB

Nichtedelmetall-Gusslegierung auf Kobaltbasis für die Metallkeramik gemäß DIN EN ISO 22674, Typ 4. M+W Chromalloy KB lässt sich durch eine niedrige Härte optimal bearbeiten und polieren. Ihre sehr guten Eigenschaften sind besonders für Kronen, Brücken und Fräsarbeiten geeignet. Die Legierung ist korrosionsbeständig und frei von Beryllium und Gallium. Das Material lässt sich mit allen handelsüblichen Metallkeramiken verbinden.
Zusammensetzung: Co: 64,0 Cr: 21,0 Mo: 6,0 W: 6,0.

Technische Daten:
Dehngrenze: 570 MPa
Bruchdehnung: 10,0 %
E-Modul: 194 GPa
WAK 25-500°C: 13,9 x 10⁻⁶ K⁻¹
WAK 25-600°C: 14,0 x 10⁻⁶ K⁻¹
Zugfestigkeit: 734 MPa
Vickershärte: 286 HV10
Schmelzintervall: 1.309 – 1.417 °C
Gießtemperatur: 1.460 °C

1 kg
094 974 | 1 Pckg. | € 315,00
€ 248,00

20% SPAREN

BEIM KAUF VON 1 KG IST 100 G ZUSÄTZLICH IM PREIS ENHALTEN!



~~315,-~~
248,-



M+W select PERLASOFT

SiO₂ Perlstrahlmittel zum Glänzen und Verdichten der Oberflächen von Edelmetallen. Auch für Stahlarbeiten einsetzbar. Deutsches Qualitätsprodukt.

Härte	Kanister, 5 kg	Karton, 25 kg
mittel, 150 µm	093 910	093 911
fein, 50 µm	093 912	093 913
je Pckg.	€ 19,90 € 15,90	€ 89,50 € 71,60



20% SPAREN



19,90 ab
15,90

M+W select GIPSLÖSER

Gebrauchsfertiges, pH-neutrales Lösungsmittel zum Entfernen von Dentalgipsresten aus Anrührbechern, Instrumenten, Prothesen und Abdrucklöffeln. Die Reinigungswirkung wird im Ultraschallgerät bei einer Temperatur von 40 – 50 °C deutlich erhöht und löst in ca. 5 – 10 Minuten selbst größere Mengen Gips vollständig ab.

20% SPAREN

1 l	093 975	1 Fl.	€ 13,20 € 10,60
5 l	093 976	1 Kan.	€ 48,50 € 38,80



13,20 ab
10,60

M+W select GIPSENTFERNER PLUS

Außerordentlich schneller Spezialreiniger mit sehr hoher Lösekraft für alle Dental-Gipse und gipsgebundenen Einbettmassen. Er wirkt zugleich sehr selektiv und schonend. Die verbleibende Aktivität kann durch abnehmende Bläschenbildung an der Gipsoberfläche sichtbar beurteilt werden.

20% SPAREN

1 l	000 939	1 Fl.	€ 17,20 € 13,80
5 l	300 939	1 Kan.	€ 65,80 € 52,60



17,20 ab
13,80

M+W select POLIERPASTEN

weiß, 350 g,
zur Vorpolitur von Edelmetallen
181 901 | 1 Stck. | ~~€ 10,40~~
€ 8,30

rot (Pariser rot), 350 g,
zur Glanzpolitur von Edelmetallen
181 902 | 1 Stck. | ~~€ 16,70~~
€ 13,40

gelb, 350 g,
zur Vorpolitur von Modellguss
181 903 | 1 Stck. | ~~€ 10,40~~
€ 8,30

grün, 350 g,
zur Glanzpolitur von Modellguss
181 904 | 1 Stck. | ~~€ 10,40~~
€ 8,30

rosa, 350 g,
zur Vorpolitur von Kunststoff
181 905 | 1 Stck. | ~~€ 10,40~~
€ 8,30

beige, 250 g,
zur Glanzpolitur von Kunststoff
181 906 | 1 Stck. | ~~€ 10,40~~
€ 8,30

Diamantpolierpaste rosa:
diamantpulverhaltig für Superglanz
auf Keramik, sämtliche Stahlarbeiten
und Kunststoffe, 400 g
181 907 | 1 Stck. | ~~€ 41,90~~
€ 33,50



10,40 ab
8,30

M+W select DIAZIRGLOSS

Hoch ergiebige und abrasive Diamant-
Polierpaste für die Vor- und Hochglanz-
politur von Zirkonoxid, Composites,
Dentalkeramiken und NEM-Legierungen.

40 g
181 910 | 1 Pckg. | ~~€ 69,90~~
€ 55,90



69,90
55,90

M+W select PROTHESENFINISH PLUS

Dieses Produkt dient zum Entfernen von Monomerresten auf dem Zahnersatz und hat eine zusätzliche desinfizierende Wirkung. Es wertet alle prothetischen Arbeiten auf und verleiht einen angenehm frischen Geschmack. Die Arbeiten werden zusätzlich durch einen zurückbleibenden Hochglanz veredelt. Der bekömmliche frische Spearmint Geschmack auf der Prothesenoberfläche vermittelt dem Patienten von Beginn an ein angenehmes Tragegefühl.

Anwendung: Aus einer Entfernung von 4 – 5 cm die Fläche einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem weichen Tuch abwischen oder aufpolieren.

Spraydose, 75 ml
000 923 | 1 Dose | € 11,50
 € 9,20
 ab 10 Dosen | je Dose | € 10,90
 € 8,60



20%
SPAREN



10,90 ab
8,60

M+W select PINSELEINSÄTZE / -HALTER

Pinsehalter, 3 Stck.
200 165 | 1 Pckg. | € 2,90
 € 2,30

Pinseleinsätze, 50 Stck.:
 rot
098 110 | 1 Pckg. | € 5,70
 € 4,60

weiß
098 111 | 1 Pckg. | € 5,70
 € 4,60

ab 10 Pckgn.
 einer Farbe | je Pckg. | € 5,20
 € 3,90



20%
SPAREN



5,20 ab
3,90

M+W select SILIKONBECHER

Preiswerte Silikonbecher (klar) zum Anmischen von Kunststoffen.

klein, 8 ml
098 997 | 1 Stck. | € 3,75
 € 2,95

mittel, 18 ml
098 998 | 1 Stck. | € 6,50
 € 5,20

groß, 50 ml
098 999 | 1 Stck. | € 10,50
 € 8,40



20%
SPAREN



3,75 ab
2,95

M+W select BEAUTY HARD

Sehr hartes Set-Up Modellierwachs mit hoher Verzugfestigkeit. Die Anproben können somit problemlos länger im Mund verweilen. Durch seine leichte Klebrigkeit können die Zähne gut fixiert werden. Plattengröße: 175 x 80 x 2 mm. Farbe: pink.

500 g
600 930 | 1 Pckg. | € 9,80
€ 7,80

20%
SPAREN

NEU



9,80
7,80

M+W select BISSNEHMEWACHS

Stangenwachs zur Bissnahme. Qualität wie M+W Wachsbitzwäule. Wir liefern in opaken Farben aus, was eine optische Beurteilung wesentlich vereinfacht.

Farbe/Härte 1,3 kg
gelb, weich 600 897
orange, mittel 600 898
rosa, hart 600 899
je Pckg. € 24,50
€ 19,60

20%
SPAREN



24,50
19,60

M+W select MODELLIERWACHS SPEZIAL

Hochwertiges premium Plattenwachs mit guten Modellationseigenschaften ohne dabei zu kleben und nicht zu spröde zu sein. Durch die zwei verschiedenen Plattenstärken sowie die Sommer- und Winterqualität kann das Wachs individuell für die verschiedensten Modellationen eingesetzt werden. Durch die geringe thermische Kontraktion und die hohe Kantenstabilität werden unbeabsichtigte Veränderungen der Modellation oder der Aufstellung vermieden. Hoher Bienenwachsanteil.

Erstarrungspunkt:
Sommerwachs: 59°C / Aschgehalt: 0,002
Winterwachs 57°C / Aschgehalt: 0,000
Plattengröße: 175 x 80 x 1,25 - / und 1,50 mm

20%
SPAREN

Sorte / Härte	500 g	2.500 g
Sommerwachs 1,25 mm	600 912	600 913
Sommerwachs 1,50 mm	600 914	600 915
Winterwachs 1,25 mm	600 916	600 917
Winterwachs 1,50 mm	600 918	600 919
je Pckg.	€ 7,90 € 6,30	€ 31,50 € 25,20
ab 5 Pckgn. einer Sorte, je Pckg.	€ 7,60 € 5,90	€ 31,00 € 24,70



7,60 ab
5,90

M+W select MODELLIERWACHS

Hochwertiges Plattenwachs in drei verschiedenen Qualitäten und zwei unterschiedlichen Stärken. Durch die hohe Formstabilität und die geringe Kontraktion eignet es sich hervorragend für die gesamte Kunststoffprothetik. Durch die leichte Klebrigkeit und eine harmonische Elastizität können Aufstellungen einfach vorgenommen werden.

Erstarrungspunkt:

Sommerwachs: 59°C / Aschgehalt: 0,001

Mediumwachs: 58°C / Aschgehalt: 0,002

Winterwachs 57°C / Aschgehalt: 0,000

Plattengröße: 185 x 83 x 1,25 - / und 1,50 mm

Farbe	Sommerwachs		Mediumwachs		Winterwachs	
	500 g	2.500 g	500 g	2.500 g	500 g	2.500 g
1,25 mm	600 900	600 901	600 904	600 905	600 908	600 909
1,50 mm	600 902	600 903	600 906	600 907	600 910	600 911
je Pckg.	€ 7,20 € 5,80	€ 29,80 € 23,80	€ 7,20 € 5,80	€ 29,80 € 23,80	€ 7,20 € 5,80	€ 29,80 € 23,80
ab 5 Pckgn. einer Stärke, je Pckg.	€ 6,90 € 5,50	€ 28,80 € 22,80	€ 6,90 € 5,50	€ 28,80 € 22,80	€ 6,90 € 5,50	€ 28,80 € 22,80

20%
SPAREN



6,90 ab
5,50

M+W select MODELLIERWACHS ALLROUND

Qualitativ hochwertiges Aufstellwachs mit besonders gutem Preis/Leistungsverhältnis. Leicht elastisch, geringes Rückstellvermögen und leichte Klebrigkeit beim Fixieren der Zähne zeichnen dieses Modellierwachs aus. Schnelles Erstarren nach dem Auftragen. Erstarrungspunkt: 59°C / Aschgehalt: 0,002. Plattengröße: 175 x 80 x 1,25 mm.

500 g
000 940 | 1 Pckg. | € 7,80

€ 6,20

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 7,20

€ 5,60

2,5 kg
000 941 | 1 Pckg. | € 29,30

€ 23,40

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 28,30

€ 22,40

20%
SPAREN



7,20 ab
5,60


M+W select COMBI-BÜRSTE 80

5-reihig, Ø 80 mm, mit Nesselinlage. Hält die Feuchtigkeit fest, dadurch wird eine kühle und schnelle Politur erreicht. Bürste besitzt eine hohe Standzeit. Mit Kunststoffkern.

20%
SPAREN

Combi-Bürste 80

074 805 | 1 Stck. | € 5,20
€ 4,20
ab 10 Stck. | je Stck. | € 4,95
€ 3,95
ab 100 Stck. | je Stck. | € 4,50
€ 3,50



4,50 ab
3,50



M+W select GAUMENPOLIERBÜRSTE

Für Poliermotor. Geeignet zum Auspolieren von Gaumenpartien oder schwer zugänglichen Stellen.

20%
SPAREN

Borste, Ø 25 mm

074 815 | 1 Stck. | € 11,60
€ 9,30
ab 5 Stck. | je Stck. | € 11,20
€ 8,90

Ziegenhaar, Ø 25 mm

074 816 | 1 Stck. | € 13,90
€ 11,10
ab 5 Stck. | je Stck. | € 13,50
€ 10,70



11,20 ab
8,90



M+W select WOLLRUNDBÜRSTE

Zur Hochglanzpolitur am Poliermotor
Ø 70 mm, 30 mm breit.

20%
SPAREN

Wollrundbürste

010 924 | 1 Stck. | € 13,20
€ 10,60
ab 10 Stck. | je Stck. | € 12,80
€ 10,20



12,80 ab
10,20




M+W select SCHMALBÜRSTE 15 LK

Ø 49 mm.

mit Metallzentrum, 10 Stck.

045 802 | 1 Stck. | € 24,80
€ 19,80
ab 10 Stck. | je Stck. | € 23,80
€ 18,80

20%
SPAREN



23,80 ab
18,80



M+W select SCHWABBEL

Faltenschwabbel:

für die Hochglanzpolitur
von Edel- und NE-Metallen,
Ø 85 mm, rosa.

KFO-Faltenschwabbel:

universell einsetzbar,
Ø 100 mm, Nessel weiß.

Faltenschwabbel Nr. 812

074 810 | 1 Stck. | € 7,20
€ 5,80
ab 10 Stck. | je Stck. | € 6,80
€ 5,40

KFO-Faltenschwabbel Nr. 814

074 811 | 1 Stck. | € 6,80
€ 5,40
ab 10 Stck. | je Stck. | € 6,40
€ 4,90

Faltenschwabbel

KFO-Faltenschwabbel



20%
SPAREN

6,40 ab
4,90




M+W select SUPERFLEX NR. 355

Superdünne Diamantscheibe, Stärke 0,25 mm, Standardkörnung 100 µm. Doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.

20%
SPAREN

Ø 19 mm (355/190)
300 962 | 1 Stck. | € 13,50
€ 10,80

Ø 22 mm (355/220)
300 963 | 1 Stck. | € 14,80
€ 11,80



13,50 ab
10,80


M+W select SUPERFLEX NR. 705

Schräg gezahnte, superflexible Diamant-scheibe. Stärke 0,15 mm, doppelseitig belegt mit Körnung 50 µm, montiert für Handstück.

20%
SPAREN

Ø 19 mm (705/190)
300 965 | 1 Stck. | € 19,80
€ 15,80

Ø 22 mm (705/220)
300 966 | 1 Stck. | € 20,90
€ 16,70



19,80 ab
15,80

M+W select SUPERFLEX NR. 350

Gelochte Scheibe, Stärke 0,25 mm, Standardkörnung 100 µm. Doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.

20%
SPAREN

Ø 19 mm (350/190)
300 960 | 1 Stck. | € 19,80
€ 15,80

Ø 22 mm (350/220)
300 961 | 1 Stck. | € 20,90
€ 16,70



19,80 ab
15,80

M+W select SUPERFLEX NR. 605

Geschlitzte Scheibe, bringt zusätzlichen Kühleffekt. Stärke 0,25 mm, Standardkörnung 100 µm, doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.

20%
SPAREN

Ø 22 mm (605/220)
300 964 | 1 Stck. | € 17,20
€ 13,80



17,20
13,80

M+W select **HARTMETALLFRÄSER** Für Handstück, 2,35 mm Schaft-Ø.

HARTMETALLFRÄSER KUSTA - KUNSTSTOFF SPEZIAL

Zum aggressiven Abtragen, für alle Kunststoffe, auch Löffelmaterial und für Gips geeignet. Grüner Ring.



7,80 ab
6,25

							
Kusta 40	Kusta 41	Kusta 42	Kusta 43	Kusta 44	Kusta 45	Kusta 46	Kusta 47
107 805	107 806	107 807	107 808	107 809	107 810	107 811	107 812
1 Stck.	€ 18,50	€ 18,50	€ 18,50	€ 18,50	€ 18,50	€ 18,50	€ 18,50
	€ 14,80	€ 14,80	€ 14,80	€ 14,80	€ 14,80	€ 14,80	€ 14,80

HARTMETALLFRÄSER MACRO - KREUZVERZÄHNUNG


Zum Grobabtragen für alle Materialien geeignet. Zum großflächigen Abtragen, ohne die Oberfläche aufzureißen. Hellblauer Ring.

												
Macro 5	Macro 6	Macro 7	Macro 8	Macro 9	Macro 10	Macro 11	Macro 12	Macro 13	Macro 14	Macro 15	Macro 16	Macro 17
107 801	107 802	107 859	107 860	107 861	107 862	107 840	107 841	107 842	107 843	107 844	107 845	107 846
1 Stck.	€ 16,50	€ 16,50	€ 16,50	€ 16,50	€ 16,50	€ 16,50	€ 16,50	€ 11,50	€ 16,50	€ 11,50	€ 10,30	€ 11,50
	€ 13,20	€ 13,20	€ 13,20	€ 13,20	€ 13,20	€ 9,20	€ 13,20	€ 9,20	€ 9,20	€ 9,20	€ 8,25	€ 9,20

									
Macro 18	Macro 19	Macro 20	Macro 21	Macro 22	Macro 23	Macro 24	Macro 25	Macro 26	Macro 27
107 847	107 849	107 850	107 851	107 852	107 853	107 854	107 855	107 856	107 857
1 Stck.	€ 10,30	€ 10,30	€ 10,30	€ 10,30	€ 7,80	€ 10,30	€ 10,30	€ 16,50	€ 16,50
	€ 8,25	€ 8,25	€ 8,25	€ 8,25	€ 6,25	€ 8,25	€ 8,25	€ 13,20	€ 13,20

HARTMETALLFRÄSER MICRO KREUZVERZÄHNT FEIN

Zum Bearbeiten von Edel- und NE-Metallen sowie Keramik. Glättet die Oberfläche und ermöglicht ein gezieltes Ausarbeiten jeder Struktur. Roter Ring.

												
Micro 21	Micro 22	Micro 23	Micro 24	Micro 25	Micro 26	Micro 27	Micro 28	Micro 29	Micro 30	Micro 31	Micro 32	Micro 33
007 847	007 848	007 849	007 850	007 851	007 852	007 853	007 840	007 841	007 842	007 843	007 844	007 845
1 Stck.	€ 15,50	€ 20,40	€ 15,50	€ 15,50	€ 15,50	€ 14,40	€ 20,40	€ 14,40	€ 14,40	€ 14,40	€ 14,40	€ 14,40
	€ 12,40	€ 16,30	€ 12,40	€ 12,40	€ 12,40	€ 11,50	€ 16,30	€ 11,50	€ 11,50	€ 11,50	€ 11,50	€ 11,50

					
Micro 34	Micro 35	Micro 36	Micro 37	Micro 38	Micro 39
007 846	007 827	007 859	007 860	007 861	007 862
1 Stck.	€ 14,40	€ 20,40	€ 20,40	€ 20,40	€ 20,40
	€ 11,50	€ 16,30	€ 16,30	€ 16,30	€ 16,30



HERVORRAGENDE QUALITÄT,
LANGE LEBENSDAUER
UND GÜNSTIGE PREISE!



HARTMETALLFRÄSER MILLI-MICRO - KREUZVERZÄHUNG SUPERFEIN

Zur Feinstbearbeitung von Edel- und NE-Metallen, ideal auch für Keramik, da durch den Spezialschliff der Fräser die Bildung von Crackles vermieden wird. Gelber Ring.

									
	Milli-Micro 31	Milli-Micro 32	Milli-Micro 33	Milli-Micro 34	Milli-Micro 35	Milli-Micro 36	Milli-Micro 37	Milli-Micro 38	Milli-Micro 39
	007 854	007 855	007 856	007 857	007 858	107 815	107 816	107 817	107 818
1 Stck.	€ 16,50 € 13,20	€ 16,50 € 13,20	€ 16,50 € 13,20	€ 16,50 € 13,20	€ 20,40 € 16,30	€ 16,50 € 13,20	€ 16,50 € 13,20	€ 16,50 € 13,20	€ 14,40 € 11,50

HARTMETALLFRÄSER PLAIN - EINFACHVERZÄHUNG SUPERFEIN

Zum Abtragen von Gold und anderen Edelmetall-Legierungen sowie für Kunststoff. Bei Prothesen besonders zur Gestaltung der Papillen geeignet. Gelber Ring.

						
	Plain 51	Plain 52	Plain 54	Plain 55	Plain 56	Plain 57
	007 863	007 864	007 866	007 867	007 868	007 869
1 Stck.	€ 10,30 € 8,25	€ 10,30 € 8,25	€ 10,30 € 8,25	€ 7,90 € 6,30	€ 7,90 € 6,30	€ 14,40 € 11,50

HARTMETALLFRÄSER SPIRALVERZÄHUNG - SUPERFEIN

Zur Bearbeitung von schwer zerspanbaren NEM-Legierungen, Titan, Edelmetall, Modellguss und Hartgips.

					
	Spiral 61	Spiral 62	Spiral 63	Spiral 64	Spiral 65
	207 850	207 851	207 852	207 853	207 654
1 Stck.	€ 14,40 € 11,40	€ 14,40 € 11,40	€ 14,40 € 11,40	€ 18,50 € 14,80	€ 18,50 € 14,80

HARTMETALLFRÄSER TITANVERZÄHUNG - GROB

Zur Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen wie Titan.

				
	Titan 71	Titan 72	Titan 73	Titan 75
	207 844	207 845	207 846	207 848
1 Stck.	€ 18,50 € 14,80	€ 18,50 € 14,80	€ 18,50 € 14,80	€ 18,50 € 14,80

HARTMETALLFRÄSER TITANVERZÄHUNG - FEIN

Zur feinen und dennoch hohen Abtragung schwer zerspanbarer Materialien wie NEM- oder Titanlegierungen.

							
	Titan 76	Titan 77	Titan 78	Titan 79	Titan 80	Titan 81	Titan 82
	207 855	207 856	207 857	207 858	207 859	207 872	207 873
1 Stck.	€ 14,40 € 11,50	€ 14,40 € 11,50	€ 14,40 € 11,50	€ 18,50 € 14,80	€ 15,80 € 12,60	€ 15,80 € 12,60	€ 14,40 € 11,50

HARTMETALLFRÄSER TURBO-CUTTER GIPSFRÄSER - FEIN

Schleift Hart- und Superhartgips, Modellmassen und Kunststoffe sehr weich, splitterfrei und trägt Material effizient ab. Aus Hartmetall. Lieferbar für Handstück, 2,35 mm Schaft-Ø.

		
	ISO 060	ISO 070
	007 898	007 899
1 Stck.	€ 18,50 € 14,80	€ 18,50 € 14,80

M+W select TELESKOPZANGE
DIAMANTIERT

Nach Böhmi, gute Haftkraft der Innenteleskope durch diamantierte Branchen. Importqualität.

12 cm Länge

298 963 | 1 Stck. | € 66,00
€ 52,80

15 cm Länge

298 961 | 1 Stck. | € 69,00
€ 55,20



20%
SPAREN



66,- ab
52,80

M+W select TELESKOPZANGE
SPEZIAL

Für jede Krone den besten Halt durch individuelle und auswechselbare Diamanten. Länge 11,6 cm. 2 Diamant-Spitzen mit FG-Schaft (Ø 1,6 mm) sind im Lieferumfang enthalten.

300 985 | 1 Stck. | € 78,80
€ 62,90

Ersatzdiamant Flamme,
Ø = 1,6 mm

300 986 | 1 Stck. | € 5,50
€ 4,40



20%
SPAREN




78,80
62,90

M+W select ZANGENSTÄNDER

Praktischer Ständer aus rostfreiem Edelstahl zur Aufnahme von bis zu 10 Zangen. Mit rutschfesten Silikonfüßen.

Länge 16 cm

300 999 | 1 Stck. | € 27,50
€ 21,90



20%
SPAREN



27,50
21,90

M+W select TELESKOPZANGE
SPEZIAL

Sicherer Halt der Teleskopkronen durch 3fache Fixierung. Die stabilen, speziell gehärteten Diamant-einsätze können einfach selbst ausgetauscht werden.

298 964 | 1 Stck. | € 129,90
€ 97,50

Nettopreise – kein Abzug
weiterer Rabatte möglich.



25%
SPAREN



129,90
97,50

› Nur solange Vorrat reicht! ‹

M+W select OCCLUSIONS-SPRAY

FCKW-frei, mit ozonunschädlichem Treibmittel. Besonders feiner, farbstarker Film. Wachsfrei, ohne Lösungsmittel. Auch trockene Modelle werden wieder sauber. Toxikologisch absolut unbedenklich. Ausreichend für ca. 600 Applikationen.

20% SPAREN

- grün, 75 ml
000 990 | 1 Dose | € 9,40
€ 7,50
- rot, 75 ml
000 991 | 1 Dose | € 9,40
€ 7,50
- ab 10 Dosen
einer Farbe | je Dose | € 8,90
€ 6,90



8,90 ab
6,90



M+W select OCCLUSIONSSPRAY LAB

Hochwertiges Labor Occlusionsspray mit feinem Sprührohr für eine punktuelle Markierung. FCKW-frei, mit ozonunschädlichem Treibmittel. Besonders feiner und matter Farbfilm (Korngröße 5 – 7 µm). Wachsfrei, ohne Lösungsmittel. Auch trockene Modelle werden wieder sauber. Toxikologisch absolut unbedenklich. Ausreichend für ca. 600 Applikationen.

20% SPAREN

- grün, 75 ml
094 990 | 1 Dose | € 9,40
€ 7,50
- rot, 75 ml
094 991 | 1 Dose | € 9,40
€ 7,50
- ab 10 Dosen
einer Farbe | je Dose | € 8,90
€ 6,90

NEU



8,90 ab
6,90



WICHTIG! Bitte verpacken Sie Ihre Geräte in einem stabilen Karton. Umschläge und der Gleichen werden nicht mehr vom Paketabholdienst mitgenommen – es droht der Verlust Ihrer Geräte.

Nach dem Ausfüllen dieses Formulars behalten Sie bitte eine Kopie für Ihre Unterlagen und legen das Originalformulard zu reparierenden Geräten bei.

Kundennummer:

Beruf/Praxis/Labor:

Name/Vorname:

Straße/ Hausnummer:

PLZ:

Ort:

› **CODE: 17**

› **Gültig bis 10.10.2022**

Auf diesem Formular ist der Gutscheincode bereits eingedruckt.
Bei Ihrem Online-Auftrag den **Gutscheincode 17** angeben.



M+W REPAIR & CARE

AUFTRAGSFORMULAR

Auftragsdatum:

Ansprechpartner:

E-Mailadresse oder Faxnummer:

Telefon:

Sofortige Reparatur pro Gerät bis netto €:

Abholwunsch:

Öffnungszeit von/bis:

Mittagspause von/bis:

BEI BEDARF BESTELLSCHHEIN KOPIEREN.

Pos.	Hersteller	Modell	Seriennummer	Fehlerbeschreibung
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

An **M+W REPAIR & CARE** faxen oder per Post an:

M+W Dental GmbH, REPAIR & CARE

Reichardsweide 40, D-63654 Büdingen



Schon Sie die Umwelt und lassen Sie von uns Ihre Instrumente reparieren anstatt sie zu entsorgen!

Hotline: **0 60 42 / 88 00 88**

E-Mail: **repair.care@mw dental.de**

Fax an: **00 800 / 88 00 80 01**

Bitte beachten Sie: Faxbestellungen können nicht bestätigt werden.

* 10% Sonderrabatt auf alle Reparaturen – auch Schlauchreparaturen. Die Reparatur kann wahlweise mit Originalersatzteilen oder Reproduktionsteilen(Generika) erfolgen. Gültig bis 10.10.2022. Die Aktion kann bei Bedarf mehrmals unter Angabe des Gutscheincodes 17 in Anspruch genommen werden, ist aber nicht mit anderen Rabatten und Aktionen kombinierbar. Die Aktion kann nicht für zurückliegende Reparaturaufträge geltend gemacht werden. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Bitte ausfüllen bzw. ankreuzen:

Auftragsdaten	
Kontakt	Patient Nr. / Patient
	Alter <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
	M+W Kundennummer
	Auftragsdatum TT MM JJ
Auftragsnummer <small>für elektronische Abrechnung (XML-Datei)</small>	

Indikationen <small>Bitte tragen Sie mithilfe der Kurzbezeichnungen (Legende = siehe unten) die Indikationen Ihres Auftrages ein!</small>																
Farbe																
Material																
Produkt																
OK	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
UK	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
Produkt																
Material																
Farbe																

Legende

Produkte

Stumpfkappe (nicht höckerunterstützt)
 Anatomische Kappe
 Vollanatomische Krone
 Inlay
 Onlay
 Veneer
 Teleskop
 Krone für vestibuläre Verblendung
 Brückenglied für vestibuläre Verblendung
 Brückenglied für Vollverblendung
 Vollanatomisches Brückenglied

Kürzel

SK
 AK
 K
 I
 O
 V
 T
 KV
 BV
 BM
 VB

Implantatversorgungen

Individuelles Abutment (einteilig)
 Individuelles Abutment (zweiteilig)
 Implantat
 Stegprofil
 Extension

Wichtige Information zu Abutment-Arbeiten:
 Bitte legen Sie **immer** einen Fixierungsschlüssel der Arbeit bei!

Unter Verwendung von Originalteilen bei Markenabutments (z. B. Ankylos) weichen die Preise von unseren normalen Abutmentpreisen ab.

Metall

Cobalt-Chrom Legierung*
 * Auswahl nicht möglich bei Anfertigung von Abutments
 Titan

Kürzel

DVABU
 ABU
 IMP
 SP
 EXT

Keramik

Zirkondioxid
 Zirkondioxid HT
 Zirkondioxid UHT
 Zirkondioxid ML

Lithium Disilikat
 IPS e.max® CAD

Kunststoff

Telio CAD®

Hybridkeramik
 Lava™ Ultimate

Vita Enamic®

Kürzel

ZR
 ZRHT
 ZRUHT
 ZRML

Kürzel
 E

Kürzel

PT

Kürzel

LU

EC

Farbe

Alle Vita Farben
 Alle Vita Farben
 Alle Vita Farben
 Alle Vita Farben

Farbe
 LT | HT | MO
 Vita Farben

Farbe
 A1, A2, A3, A3,5, B1

Farbe
 LT = A1-A3,5, B1, C2, D2
 HT = A1-A3, B1
 T = A1-A3, B1
 HT = A1-A3, B1

Gestaltung

- tangentiales Brückenglied
- sattelförmiges Brückenglied
- herzförmiges Brückenglied
- aufliegendes Zirkon

- Ränder ausarbeiten**
 (Mehrkosten siehe Preisliste - bei NEM Arbeiten keine Ausarbeitung möglich!)
- Stumpfkappe**
Mindeststärke 0,5 mm
 (nicht höckerunterstützt)
- Verblocken** (mit - markieren)

Wichtig zur Beachtung: Die M+W CAD/CAM Fertigung erstellt **Halbfertigteile**.

Sämtliche Polituren, Glanzbrände sowie die Ausarbeitung der Ränder und Kontakte sind vom Kunden selbst durchzuführen.

Konstruktion

Anmerkungen/Wünsche:

Was wurde mitgeschickt

Gipsmodelle / Abdrucklöffel:	Artikulator:	Schrauben:
Aufstellprobe:	Bisse:	Sonstiges:

Abholung

GO! Express € 9,50
 (auch am Tag der Anmeldung möglich).
 Wichtig: 2 Std. Vorlaufzeit benötigt.

Lieferung

GLS Express € 4,90 (Lieferung bis 12 Uhr am nächsten Werktag)	GLS Express (Lieferung bis 9 Uhr) € 20,00	<input type="checkbox"/>
	GLS Express (Lieferung bis 10 Uhr) € 15,00	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie unsere vorgegebenen Lieferzeiten unter www.mwdental.de/cadcam/preise-und-lieferzeiten

- O Arbeit gescannt
- O Auftrag systemisch erfasst
- O Upload erledigt (bei STL)
- O Arbeit ausgearbeitet/aufgepasst
- O Produkt gereinigt
- O Arbeit konstruiert
- O Konstruktion gefräst
- O Auftragsformular eingescannt
- O Arbeit endkontrolliert
- O Rechnung erstellt

M+W select SCHLEIFBOX

Kleine Schleifbox aus Kunststoff. Besonders gut geeignet für kleinere Arbeiten (Ausarbeiten von Provisorien, Entfernen von Druckstellen an Prothesen u.a.), bei denen keine Absaugung erforderlich ist. Einfaches Entleeren durch Entfernen des Bodens. Maße (L x B): 290 x 205 mm, H 115 mm vorne, 175 mm hinten.

**20%
SPAREN**

Schleifbox
098 906 | 1 Stck. | € 115,00
€ 92,00



115,-
92,-

M+W select LABORARBEITSSCHALEN

Farbe

gelb	399 960
rot	399 961
blau	399 962
grau	399 963
je Stck.	€ 5,50 € 4,40
ab 10 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 5,10 € 3,90

**20%
SPAREN**

Praktische Laborarbeitskästen mit Extrafach für kleine Teile. Stapelbar. Maße: B16 x T23 x H7 cm.



5,10 ab
3,90

M+W select MODELLKÄSTEN

Farbe

weiß	300 910
türkis	300 911
violett	300 912
blau	300 913
gelb	300 914
rot	300 916
grün	300 917
orange	300 918
magenta	300 919
mint	300 920
dunkelgrau	300 921

M+W Modellkästen mit praktischem Etikettiersystem, ein mühevolles Ablösen alter Etiketten entfällt. Im Lieferumfang ist bereits ein Etikett enthalten. Hergestellt aus 100% recycelfähigem, schlagzähem Polystyrol. Maße (L x B x H): 308 x 85 x 70 mm

Etiketten, 25 Stck.
300 915 | 1 Pckg. | € 3,10
€ 2,50

je Stck. € 3,40
€ 2,70
ab 20 Stck. € 3,20
einer Farbe, je Stck. € 2,50
ab 100 Stck. € 2,90
einer Farbe, je Stck. € 2,20

**20%
SPAREN**



2,90 ab
2,20

M+W select DENTA-DON

Heißpolymerisierender Kunststoff für die Herstellung von partiellen und totalen Prothesen im Press- oder Injektionsverfahren. Besonders gut geeignet für die Kurzzeit-Polymerisation. Das Material zeichnet sich durch hervorragende mechanische Werte und Farbstabilität aus. Farbe: rosa-transparent.

- Pulver, 500 g
500 901 | 1 Pckg. | € 26,85
€ 21,50
- Flüssigkeit, 500 ml
500 905 | 1 Fl. | € 20,95
€ 16,80
- Flüssigkeit, 1 l
500 906 | 1 Fl. | € 33,90
€ 27,20



20% SPAREN



20,95 ab
16,80

M+W select DENTA-IN-PRESS

Kaltpolymerisierender Kunststoff auf Methylmethacrylatbasis. Speziell eingestellt für Kunststoff-Injektionsverfahren. Auch hervorragend geeignet für herkömmliche Kunststofftechniken.

- Pulver, 500 g
500 930 | 1 Pckg. | € 41,40
€ 33,20
- Pulver, 1 kg
500 931 | 1 Pckg. | € 79,80
€ 63,80
- Flüssigkeit, 500 ml
500 932 | 1 Fl. | € 41,40
€ 33,20
- Flüssigkeit, 1 l
500 933 | 1 Fl. | € 79,80
€ 63,80



41,40 ab
33,20

M+W select DENTA-PRESS

Kaltpolymerisierender Kunststoff auf Methylmethacrylat-Basis mit längerer Verarbeitungszeit (7 – 8 Min.) für Komplettierungen von Modellguss-Prothesen, Reparaturen, Erweiterungen und Unterfütterungen.

- Pulver rosa, 500 g
500 910 | 1 Pckg. | € 35,50
€ 28,40
- Pulver rosa, 1 kg
500 911 | 1 Pckg. | € 61,50
€ 49,20
- Pulver klar, 500 g
500 912 | 1 Pckg. | € 35,50
€ 28,40
- Pulver klar, 1 kg
500 913 | 1 Pckg. | € 61,50
€ 49,20
- Flüssigkeit, 500 ml
500 915 | 1 Fl. | € 35,50
€ 28,40
- Flüssigkeit, 1 l
500 916 | 1 Fl. | € 61,80
€ 49,50



35,50 ab
28,40

M+W select DENTA-FAST-NF

Kaltpolymerisierender Reparatur-Kunststoff für Erweiterungen, Wiederbefestigung von Zähnen und sonstige Reparaturarbeiten. Die Vergilbung ist nahezu ausgeschlossen und der Restmonomergehalt gesenkt. Farbe: rosa-transparent.

- Pulver, 500 g
500 922 | 1 Pckg. | € 32,50
€ 25,90
- Pulver, 1 kg
500 923 | 1 Pckg. | € 52,90
€ 42,30
- Flüssigkeit, 500 ml
500 927 | 1 Fl. | € 29,30
€ 23,40
- Flüssigkeit, 1 l
500 928 | 1 Fl. | € 51,20
€ 40,90



29,30 ab
23,40

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:

Rufen Sie uns an unter:
0 60 42 / 88 00 88
Mo, Di, Do 7.30 – 17.30 Uhr
Mi 7.30 – 17.00 Uhr | Fr 7.30 – 15.30 Uhr

App:
heja+
(Apple Store/Play Store)

Freefax:
00 800 / 88 00 80 01
(Gültig für Deutschland und Österreich)

Online via Web:
www.mwdental.de
www.mwdental.at (Österreich)

UNSER SERVICE FÜR SIE:

Ruck-Zuck-Lieferservice
Alles was Sie bis 17.00 Uhr bestellen, wird am selben Tag bearbeitet und versendet.



Porto sparen
Ab einem Nettowarenwert von € 150,- erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

