MAN BESTDEALS



GERÄTE & INSTRUMENTE

GÜLTIG BIS ZUM 10.10.2022











Folgen Sie uns auf:







AKTION

INKLUSIVE 1 PACKUNG

PROPHY-KELCHE WEICH

(APFELGRÜN) IM WERT

AUSLIEFERUNG ERFOLGT DIREKT DURCH FIRMA W&H

Latch vs. Lat

VON € 82.

Proxeo Twist Cordless PL-40 HW

Aktionspaket:

- Antriebshandstück
- Kabellose Fußsteuerung
- Handstückablage
- Ladegerät mit Adapter
- Winkelstückaufsatz LatchShort (PL-66 W)
- +144 Prophy-Kelche weich (apfelgrün)

759 013

€ 1.498,00 1 Pckg.

£ 1.049.00

- Flexibel arbeiten ohne Kabel
- Einfache Drehzahlregulierung mit kabelloser Fußsteuerung
- Optimale Drehzahl für schonendes und effizientes Polieren/Reinigen
- Drei verschiedene Handund Winkelstückaufsätze
- Weniger Aerosol durch rotierendes Polieren





1.498,-



INKLUSIVE 1 PACKUNG

PROPHY-KELCHE WEICH

(APFELGRÜN) IM WERT

AUSLIEFERUNG ERFOLGT DIREKT DURCH FIRMA W&H

Proxeo Twist LatchShort



geringere Arbeitshöhe

- Komfortables Druckknopfspannsystem
- Langlebig durch perfekte Abdichtung







Synea Fusion Aktionspakete*

AUSLIEFERUNG ERFOLGT DIREKT DURCH FIRMA W&H



Aktionspaket 2

Aktionspaket 4

2 x Synea Fusion Handstück HG-43A

759 068 | 1 Paket | € 599,00

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-56LT

759 066 | 1 Paket | € 823,00

Aktionspaket 1

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-99LT 759 065 | 1 Paket | € 1.188,00

Aktionspaket 3

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-66LT **759 067** | 1 Paket | € 977,00



Aktionspaket 5

2 x Synea Fusion Turbine TG-98L **759 069** | 1 Paket | € 933,00



Aktionspaket 6

2 x Synea Fusion Turbine TG-98LM **759 070** | 1 Paket | € 933,00



2 Stück ab









3 + 1

BEI BESTELLUNG VON 4 INSTRUMENTEN AUS DER SYNFA FUSION UND VISION SERIF

ERHALTEN SIE EINEN PREISNACHLASS IM WERT DES JEWEILS GÜNSTIGSTEN INSTRUMENTES IM PAKET.

BEI BESTELLUNG ÜBER UNSEREN WEBSHOP BITTE IM BEMERKUNGSFELD "W&H 3+1" ANGEBEN.

Untersetzungs-Winkelstück WK-66LT grün:

| 1 Stck. | € 869,00

Untersetzungs-Winkelstück WK-86LT grün:

€ 679 00

€ 949.00

€ 779,00

€ 599.00

2:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft

8:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft

Handstück HK-43LT blau:

| 1 Stck. |

| 1 Stck. |

459 068

459 069

459 070



MWDFNTAL.DF/LUNCH-LEARN



Synea Vision Hand- und Winkelstücke

Schnelllauf-Winkelstück WK-99LT rot: 459 065

| 1 Stck. | € 1.169,00 € 909 00

Schnelllauf-Winkelstück WK-93LT rot: 1:4,5, 5-fach Spray, Kopf Ø 9,1 mm, FG-Schaft

459 066 | 1 Stck. | € 1.169,00

Winkelstück WK-56LT blau: 1:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft

459 067

| 1 Stck. | € 795,00



Schnelllauf-Winkelstück WK-99LT rot

Handstück HK-43LT blau





Synea Fusion Turbinen

Mini-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 10 mm Licht LED+, Durchzugskraft 16 W bzw. 18 W ab SN-012631 359 080 | 1 Stck. | € 699,00

€ 545,00

TG-98L:

Midi-Turbine mit Roto-Ouick-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm Licht LED+, Durchzugskraft 19 W bzw. 21 W ab SN-028880

359 081

| 1 Stck. | € 699,00 € 545,00

TG-97LM:

Mini-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht Kompaktglasstab, Durchzugskraft 16 W bzw. 18 W ab SN-002910

359 082

| 1 Stck. | € 699,00

€ 545,00

TG-98LM:

Midi-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht Kompaktglasstab, Durchzugskraft 19 W bzw. 21 W ab SN-007442

359 083

| 1 Stck. | € 699,00







Synea Fusion Hand- und Winkelstücke

Schnelllauf-Winkelstück WG-99LT rot:

| 1 Stck. | € 885,00 359 085

€ 690 00

Winkelstück WG-56LT blau:

359 086 | 1 Stck. | € 615,00 € 479.00

Winkelstück WG-66LT grün: 2:1 Reduzierung, WST-Schaft, mit Licht

359 087 | 1 Stck. | € 729,00

€ 569.00

Schnelllauf-Winkelstück WG-99A rot:

359 088 | 1 Stck. | € 675,00

€ 525 00

Handstück HG-43A blau:

359 089 | 1 Stck. | € 449,00

€ 349,00







Synea Vision Turbinen

Mini-Turbine mit Roto-Ouick-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht 5-fach Ring LED+, Durchzugskraft 18 W bzw. 21 W ab SN-06030

| 1 Stck. | € 1.110,00 459 062

€869.00

Midi-Turbine mit Roto-Ouick-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht 5-fach Ring LED+, Durchzugskraft 21 W bzw. 24 W ab SN-07939

459 063

| 1 Stck. | € 1.110,00

€ 869.00

Mini-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht Kompaktglasstab, Durchzugskraft 18 W bzw. 21 W ab SN-01475

| 1 Stck. | € 939,00 459 060

€735,00

Midi-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht

Kompaktglasstab, Durchzugskraft 21 W bzw. 24 W ab SN-02151 459 061

| 1 Stck. | **€ 939,00** € 735.00

TK-98L





4 + 1

BEIM KAUF VON 5 NSK INSTRUMENTEN NACH WAHL IST

DAS GÜNSTIGSTE IM GESAMTPREIS ENTHALTEN.

(TI-MAX X HAND- UND WINKELSTÜCKE MIT LICHT, TI-MAX Z TURBINEN, SOWIE TI-MAX AIRSCALER MIT LICHT). AUSLIEFERUNG DER INSTUMENTEN-AKTIONEN ERFOLGT DIREKT DURCH FIRMA NSK. BITTE GEBEN SIE BEI BESTELLUNG "NSK 4+1" AN.

GÜLTIG AB 01.09.2022

Ti-Max X Hand- und Winkelstücke mit Licht

Garantie 24 Monate.

Winkelstück Ti-Max X95L:

4-fach Spray, 1:5 Übersetzung, FG-Schaft 917 825 | 1 Stck. | € 789,00

Winkelstück Ti-Max X25L: 1-fach Spray, 1:1 Übertragung

917 826 | 1 Stck. | € 585,00 € 398.00 Winkelstück Ti-Max X15L:

1-fach Spray, 4:1 Untersetzung 917 827 | 1 Stck. | € 665,00

€ 435,00

Handstück Ti-Max X65L:

1-fach Spray, 1:1 Übertragung 598 844 | 1 Stck. | € 659,00

€ 455,00

Ti-Max Z Turbinen

Garantie 24 Monate.

Z800KL Mini-Kopf:

für KaVo Multiflex Kupplungen 798 880

| 1 Stck. | € 775,00 €519,00

Z800SL Mini-Kopf:

für Sirona Schnellkupplung 798 881

| 1 Stck. | € 775,00 €519,00

Z900KL Standard-Kopf:

für KaVo Multiflex Kupplungen 798 882 | 1 Stck. | € 775,00

Z900SL Standard-Kopf: für Sirona Schnellkuppung

798 883 | 1 Stck. | € 775,00

€519,00





















Ti-Max Airscaler mit Licht

Garantie: 12 Monate Ti-Max Airscaler für KaVo MULTIflex Kupplung S970KL:

1 Airscaler, 1 Drehmomentschlüssel, je 1 Spitzenaufsatz S1, S2, S3, 1 Tip Cover L (Aufsatzschutz) € 969,00 159 085 1 Set

€ 635.00

Ti-Max Airscaler für Sirona Schnellkupplung S970SL:

1 Airscaler, 1 Drehmomentschlüssel, je 1 Spitzenaufsatz S1, S2, S3, 1 Tip Cover L (Aufsatzschutz)

159 086 | 1 Set | € 969,00 € 635.00









SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter:

0 60 42 / 88 00 88

Mo, Di, Do 7.30 - 17.30 Uhr Mi 7.30 - 17.00 Uhr | Fr 7.30 - 15.30 Uhr



Freefax:

(Apple Store/Play Store)

heia+




UNSER SERVICE FÜR SIE:



Ruck-Zuck-Lieferservice Alles was Sie bis 17.00 Uhr bestellen, wird am selben Tag bearbeitet und versendet.





www.mwdental.de www.mwdental.at (Österreich)



00 800 / 88 00 80 01 (Gültig für Deutschland und Österreich)



Porto sparen

Ab einem Nettowarenwert von € 150,erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

Ti-Max X Luftmotor

- Garantie: 24 Monate
- 32.000 LUX
- 360°-Drehgelenk mit Licht
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Rücksaugstopp
- max. Geschwindigkeit: 23.000/min ±10%

Nicht mit 4+1 Aktion kombinierbar.

Ti-Max X205L mit Licht **134 782** | 1 Stck. | € **794,00**

€ 489,00

Typ ISO mit interner Wasserzufuhr





^{794,} 489,-



Ti-Max X Chirurgie-Winkelstücke

Garantie: 12 Monate.

Ti-Max X-DSG20L 20:1:

mit Doppeldichtsystem, mit Licht 898 077 | 1 Set | € 975,00

€ 669,00

Ti-Max X-DSG20 20:1:
mit Doppeldichtsystem, ohne Licht
898 078 | 1 Set | € 769,00

:078 | 1 Set | € 769,0t € 539.00

Ti-Max X-SG20L 20:1:

mit Licht

898 079 | 1 Set | € 925,00

€ 599,00

Nicht mit 4+1 Aktion kombinierbar.







Kupplung	TwinPower Turbine 4HX-O
für KaVo MULTIflex	398 876
für Sirona	398 877
für W&H Kupplung	398 878
je Stck.	€898,00 €649,00

Technische Daten: Druckknopf Spannsystem Drehzahl: 350.000 U/Min. Licht: 25.000 Lux, 3 Spraydüsen Kopfdurchmesser: 12,0 mm Kopfhöhe: 13,2 mm Gewicht: 53 g Garantie: 24 Monate









ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Garantie

Sie erhalten stets frische Ware. Die in diesem Katalog gelisteten Artikel sind zu 99% lieferbar. Auslaufprodukte jedoch nur solange der Vorrat reicht.

Preise

Alle angegebenen Preise verstehen sich in € netto, zuzüglich der jeweils landesgültigen MwSt. und sind gültig bis zum 10.10.2022.

Rabatt

Informationen zu unserem Rabatt-System erhalten Sie unter der Telefonnummer: 0 60 42 / 88 00 88

Frachtkosten

Frei Haus-Lieferungen bei Bestellungen ab einem Nettowarenwert von € 150,– innerhalb Deutschlands und Österreichs. Unter einem Nettowarenwert von € 150,– berechnen wir die Versandkosten nach tatsächlichem Aufwand.

Lieferund

Der Versand erfolgt schnellstmöglich per privatem Zustelldienst direkt ab M+W Dental in Büdingen. Lieferungen, auch frei Haus, auf Gefahr des Bestellers. Eventuelle Transportschäden oder Fehllieferungen bitte sofort telefonisch mitteilen.

Mindestbestellwert

Für Ihre Bestellung bei M+W gibt es keinen Mindestbestellwert. Für Kleinbestellungen mit einem Nettobestellwert unter € 40,– (ohne Versandkosten) berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 4,90.

Zahlung

Die Rechnung liegt Ihrer Lieferung bei und ist innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von M+W Dental.

Rückgaberecht

Sie haben innerhalb von 14 Tagen ein Rückgaberecht bei originalverpackter Ware. Das Rückgaberecht gilt jedoch nicht für Medikamente und Sonderbestellungen. Bitte beachten: Ware transportsicher verpacken, Retourenschein beilegen und ausreichend frankiert zurücksenden.

Erfüllungsort

Erfüllungs- und Gerichtsort ist Büdingen.

Sonstiges

OM-HW Dental, Büdingen. Nachdruck aus diesem Katalog, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung nicht gestattet. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Wir sind bemüht, immer aktuelle Fotos im Katalog abzubilden, die Abbildungen sind jedoch nicht verbindlich.

INSTRUMENTENPAKET MASTER/EXPERT MIX

BFIM KAUF FINES MASTER/EXPERT-INSTRUMENTENPAKETS — BESTEHEND AUS 4 INSTRUMENTEN (MASTER- UND/ODER EXPERT-SERIE) — ERHALTEN SIE EINEN PREISNACHLASS IN HÖHE VON € 400,-

ES MÜSSEN MIND. 2 UNTERSCHIEDLICHE INSTRUMENTE IM PAKET AUSGEWÄHLT WERDEN. KÖPFE ZÄHLEN NUR IN VEBINDUNG MIT EINEM UNTERTEIL ALS INSTRUMENT -BITTE GEBEN SIE BEI BESTELLUNG "KAVO MASTER/EXPERT MIX" AN. DUO PACK NICHT IN DER AKTION ENTHALTEN.

EXPERTmatic ohne Licht

Garantie 18 Monate E25 C rot, 1:5, FG-Schaft 282 848 1 Stck. | € 960,00 E20 C blau, 1:1, WST-Schaft 282 849

| 1 Stck. | € 669,00

E15 C grün, 5,4:1, WST-Schaft 282 850 | 1 Stck. | € 750,00 € 609,00 E10 C blau, 1:1 Handstück 282 851 | 1 Stck. | € 420,00

€349,00





EXPERTmatic mit Licht

| 1 Stck. | € 699,00

Garantie 18 Monate E25 L rot, 1:5, FG-Schaft 282 845 | 1 Stck. | € 879,00 E20 L blau, 1:1, WST-Schaft 282 846 | 1 Stck. | € 655,00 E15 L grün, 5,4:1, WST-Schaft





282 847



EXPERTtorque E680 L







INSTRUMENTENPAKET MASTER MIX

BFIM KAUF FINES MASTER-INSTRUMENTENPAKETS — BESTEHEND AUS 3 INSTRUMENTEN —

ERHALTEN SIE EINEN PREISNACHLASS IN HÖHE VON € 400,-

ES MÜSSEN MIND. 2 UNTERSCHIEDLICHE INSTRUMENTE IM PAKET AUSGEWÄHLT WERDEN. KÖPFE ZÄHLEN NUR IN VEBINDUNG MIT EINEM UNTERTEIL ALS INSTRUMENT-BITTE GEBEN SIE BEI BESTELLUNG "KAVO MASTER MIX" AN. DUO PACK NICHT IN DER AKTION ENTHALTEN.

MASTERmatic Serie

Garantie 24 Monate.

Schnelllaufwinkelstück M25L rot, 1:5, FG-Schaft

182 070 | 1 Stck. | € 1.249.00 € 949.00

Unterteil M20L blau, 1:1

182 071 | 1 Stck. | € 585.00

€ 465.00 Unterteil M07L grün, 2,7:1

182 072 | 1 Stck. | € 665.00 € 519.00

Unterteil M29L grün, 7.4:1

182 073 | 1 Stck. | € 785.00 € 599.00

Handstück M10L blau, 1:1

182 074 | 1 Stck. | € 829.00 € 665 00







Intra Endo Kopf L3

gelber Punkt, 1:1, für Endo-Handinstrumente, Griffdurchmesser 3,5-4 mm, 90°-Drehbewegung, Druckknopfspannung

| 1 Stck. | € 295,00 082 042 € 245.00

Intra Endo Konf I 53 gelber Punkt, mit Druckknopfspannung, für Wurzelkanal-instrumente, Winkelstückschaft, 90°-Drehbewegung

082 043 | 1 Stck. | € 295,00

Intra EVA Kopf L61 G

mit gedämpftem Hub 0,8 mm, für frei drehbare Feilen (Cavishape, Bevelshape, Proxoshape, Rootshape)

1 Stck. 082 045 € 389,00

€319,00 Intra EVA Kopf L61 R

mit gedämpftem Hub 0,8 mm, 36 Rasterstellungen zum Arretieren der Feileneinsätze

082 046 1 Stck. € 459.00 € 375.00

Intra Kopf L67

082 041 1 Stck. € 295,00

€ 243,00


Intra Kopf L68

1 Stck. 082 040 € 295.00



BEIM KAUF EINES DUO PACKS, BESTEHEND AUS ZWEI GLEICHEN INSTRUMENTEN, SPAREN SIE € 150,- GEGENÜBER DES EINZELKAUFS.

EXPERTtorque E680 L









MASTERtorque







MASTERmatic

Duo Pack: Schnelllaufwinkelstück M25L rot, 1:5, FG-Schaft, 2 Stck.







EXPERTmatic mit Licht

Duo Pack: EXPERTmatic E25 L rot, 1:5,

FG-Schaft, 2 Stck. **282 866** | 1 Pckg. | € 1.520,00



Duo Pack:

E20 L blau, 1:1, WST-Schaft, 2 Stck. 282 867 | 1 Pckg. | € 1.100,00 € 900.00



Duo Pack:

E15 L grün, 5,4:1, WST-Schaft, 2 Stck. 282 868 | 1 Pckg. | € 1.168,00







30% SPAREN BEI DIESEN LAMPEN!



SUPERLITE 1300

Technische Daten: Durchmesser Lichtleiter: 8 mm Lichtintenstätz max. 1300 mW Wellenlängenbereict: 430 – 490 nm Gewicht: Ladegerät 560 g, Handstück: 245 g (inkl. Akku und Lichtleiter) Länge Handstück:

Gewint: Ladegerat 560 g, Handstück 245 g (inkl. Akku und Lichtleiter) Länge Handstück: 196 mm (inklusive Lichtleiter) Maße Ladestation (L x B x H): 180 x 130 x 66 mm Akku: Li-lon 2200 mAh, 3,7 V (4,000 Belichtungszyklen) Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate Lieferumfang:

1 Handstück, 1 Ladestation, 1 Akku, 1 Lichtleiter, 1 Schutzschild 100 045 | 1 Stck. | € 339,00

Bleaching Lightguide

100 046 | 1 Stck.

| € 57,50 € 46,50







SUPERLITE POWER PEN

Lieferumfang:

- 1 Handstück mit eingebautem Akku,
- 1 Ladekabel, 1 Lichtleiter 8 mm,
- 1 Blendschutzschild,
- 1 Handteilhalter (Kunststoff)

silber	200 025
weiß	200 026
schwarz	200 027
je Stck.	€ 229,00 € 159,00
	-

29-50-

Technische Daten:

Technische Daten:
Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
Lichtintensität: bis zu 1.100 mW/cm²
Wellenlängenbereich: 410 mm bis 490 nm
Gewicht Handstück: 100 g
Länge Handstück: ohne Lichtleiter: 148 mm
Durchmesser Handstück: max. 25 mm
Akku: Li-lonen Batterie (800 mAh)

Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

select S

SUPERLITE COLOR PEN

Technische Daten:

Technische Daten:
Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
Lichtintensität: bis 1.100 mW/cm²
Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm
Gewicht Handstück: 100 g
Akku: Li-lon Batterie (800 mAh)
Garantie: Lampe 24 Monate /
Akku 6 Monate / Lichtleiter keine Garantie

Lieferumfang:

- 1 Handstück mit eingebautem Akku,
- 1 Ladekabel, 1 Lichtleiter 8 mm,
- 1 Blendschutzschild,
- 1 Wandhalter aus Kunststoff

weiß	200 000	
orange	200 001	
lichtgrün	200 002	
blau	200 003	
lila	200 004	
rosa	200 005	
grau	200 006	
je Stck.	€ 179,00	



^{179,} 125,



ALT GEGEN NEU

VALO™ LED-Polymerisationsleuchten

VALO™ Cordless

(1 Polymerisationsleuchte, 1 Ladestation inkl. Netzteil, 4 aufladbare Batterien, 1 Handstückhalter, 50 Cordless Hygieneschutzhüllen, 1 Light Shield)

Schwarz **076 010**

| 1 Kit | € 1.120,00

€ 929.00





VALO™ Grand Cordless

(1 VALO Grand LED-Polymerisationsleuchte, 4 Wiederaufladbare Batterien, 1 Batterieladegerät, 1 Ladegerät-Netzteil, 1 Handstückhalter, 50 Hygieneschutzhüllen, 1 VALO Grand Light Shield)

Schwarz

141 592 | 1 Kit | € 1.429,00

€ 1.129,00

Red Rock **343 584**

| 1 Kit |

| € 1.429,00 € 1.129,00

Midnight

343 583 | 1

| 1 Kit | € 1.429,00

€ 1.129,00



* Aktionspreis bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes



Technische Daten:

Länge:

VALO™ Corded: 23,5 cm

VALO™ Cordless & Grand: 20,3 cm

Gewicht:

VALO™ Corded: 115 g

VALO™ Grand & VALO™ Grand Cordless: 136 g (ohne Batterien)

Leuchtenkopf: H 11,4 mm, B 13,3 mm

Ø Linse:

VALO™ & VALO™ Cordless: 9,6 mm

VALO™ Grand Cordless: 11,7 mm

Wellenlängen-Spektrum: 385 – 515 nm

Garantie: 5 Jahre





Bluephase Style Technische Daten: Hohe Lichtintensität von 1.200 mW/cm² Komfortable 2 Knopfbedienung mit 3 Zeiteinstellungen (10, 15 und 20 Sekunden) Mit Click und Cure Funktion für optionalen Netzbetrieb Leistungsstarker Akku für 20 Minuten Betriebsdauer 3 Jahre Garantie (Akku 1 Jahr) Lieferumfang: 1 Handstück, 1 Akku, 1 Ladestation, 1 Netzgerät, 1 Netzkabel, 1 Lichtleiter 10 mm schwarz, 3 Blendschutzkegel, 50 Schutzhüllen: grau 091 050 | 1 Stck. | € 1.189,00 € 955,00 pink . 091 067 | 1 Stck. | € 1.189,00 € 955.00 grün 091 068 | 1 Stck. | € 1.189,00 € 955.00 Lichtintensität 1.200 mW/cm²







3M™ Elipar™ DeepCure

Technische Daten (Handteil):
Stromwersorgung: Lithium-Ionen-Akku
Nennspannung 3,7V
nutzbarer Lichtwellenlängenbereich: 430 – 480 nm
Lichtintensität (zwischen 400 und 515 nm): 1,470 mW/cm²
(unabhängig vom Ladezustand des Akku)
Lichtaustrittsfläche: 60 – 65 mm² (optisch aktiv)
Maße: Ø 28 mm, L. 270 mm
Gewicht inkl. Lichtleiter: 250 g (Version 5) bzw. 180 g (Version L)
Garantie: 2 Jahre

3M™ Elipar DeepCure-S (Edelstahlvariante)

Lieferumfang:

- Kabelloses Handstück
- Ladestation (230 V)
- · Lithium-Ionen-Akku
- 10 mm Lichtleiter,

Blendschutzschild

020 062 | 1 Stck. | € 1.335,00

€889.00

3M™ Elipar DeepCure-L (Kunststoffvariante)

Lieferumfang:

- Handstück (mit eingebautem Lithium-Ionen-Akku)
- Universalnetzteil mit 5 Adaptern
- 10 mm Lichtleiter
- · Blendschutzschild,

709, ab

• 3 Durchhärtescheiben

020 063 1 Stck.

€ 466,00





SmartLite® Focus®

Technische Daten: Leistung: bis zu 1.000 mW/cm² Wellenlängenbereich: 460 – 490 nm Maße (L x B) Handstück: 240 x 31 mm Gewicht: Handstück mit Akku 90 g Ladestation 200 g Kopfdurchmesser: 13 mm Garantie: 2 Jahre auf das Gerät, 1 Jahr auf den Akku

Lieferumfang:

1 SmartLite Focus, 1 Ladestation, 1 Akku, 2 Augenschutzfilter, 50 Schutzhüllen, 1 Netzgerät-Stecker 188 040 | 1 Stck. | € 885,00

€ 749,00





Dentsply Sirona



SmartLite® Pro®

Technische Daten:Lichtleistung von ~1250 mw/cm²
Wellenlängenbereich Cure Aufsatz: 450 – 480 nm (Intensitätsmaximum bei ca. 465 nm) Handstück mit Akku: 120 Gramm



Basispackung:

1 Handstück, 1 Cure Tip, 2 Akkus, 1 Ladestation mit integriertem Radiometer, 3 Lichtschutzschilde, Netzteil mit USB-Ladekabel, 100 Schutzhüllen, Gebrauchsanweisung, Aushärtungsübersicht 188 089 | 1 Stck. | € 1.340,00

€ 1.179,00

Einführungspackung:

1 Handstück, 1 Cure Tip, 1 Illumination Tip, 2 Akkus, 1 Ladestation mit integriertem Radiometer, 3 Lichtschutzschilde, Netzteil mit USB-Ladekabel, 100 Schutzhüllen, Gebrauchsanweisung, Aushärtungsübersicht 188 088 | 1 Stck. | € 1.445,00

€ 1.199,00

S DECREES













- · Zeit im Sekundenschritt wählbar
- 10 Speicherplätze
- · 4.200 U/Min.

• 2 Jahre Garantie

200 020 | 1 Stck. | € 299,00



3M™ RotoMix™

Technische Daten:Mischfrequenz: 2.850 Schwingungen/Min.
Zentrifugierfrequenz: 2.950 UpM
Maße (H x B x T): 21 x 18 x 25 cm Gewicht: 4 kg

Rotationsmischgerät 020 015

| 1 Stck. | € 792,10

· Bringt durch Rotationsmischprinzip eine komplett homogene Mischung aus

• Um bis zu 30% verkürzte Mischzeiten (im Vergleich zu CapMix™)





SPAREN

Silamat S6

Technische Daten: Maße: H 17 x B 24 x T 23 cm Garantie: 3 Jahre

Silamat S6

091 011

| 1 Stck. | € 609,00

€ 499,00



ivoclar



3M™ CapMix™

Science.
Applied to Life.

Technische Daten: Mischfrequenz: 4.300 Schwingungen/Min. Maße (H x B x T): 16 x 19,5 x 19,5 cm Garantie: 2 Jahre

Universalmischgerät 020 005 | 1 Stck. | € 529,00

• Für alle Kapselprodukte von 3M™ geeignet

- Schnellverschluss zum einfachen Einlegen und Entnehmen der Kapsel
- Frei programmierbare Mischzeit und direkt anwählbare Festzeiten von (10 und 15 Sek.)
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf





Science.
Applied to Life.

359,-



Silver Mix Kapselanmischer

Inhalt:

• Silver Mix Kapselanmischer

2 Netzkabel

813 780 | 1 Pckg. | € 333,50







SPAREN

M-W REPAIR & CARE

Unser schneller und zuverlässiger Reparaturservice für Sie.

Wir sorgen mit unserem hochqualifizierten Reparaturservice M+W Repair & Care dafür, dass Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden und sparen Ihnen dadurch wertvolle Zeit und Kosten.

Wir reparieren für Sie:

- Hand- und Winkelstücke
- Turbinen
- Mikromotoren
- Kupplungen
- Schläuche
- ... und vieles mehr

Von folgenden Herstellern:



















... und weiteren führenden Herstellern.

Ihre Instrumenten-Schläuche sind defekt?

Wir kümmern uns darum – Schlauchreparaturen bereits ab € 66,-!



Beauftragen Sie noch heute die Abholung Ihrer zu reparierenden Geräte – immer mit einem kostenlosen Kostenvoranschlag & einer kostenlosen Abholung. Wir kümmern uns um Ihre Reparaturen!

Hotline: 06042/880088

E-Mail: repair@mwdental.de

10%

auf alle Reparaturen – auch Schlauchreparaturen (inkl. Grundaufwand sowie Ersatzteile*)

> Code: 17 Nur gültig bis 10.10.2022



Schonen Sie die Umwelt und lassen Sie von uns Ihre Instrumente reparieren, anstatt sie zu entsorgen!

^{* 10%} Sonderrabatt auf alle Reparaturen — auch Schlauchreparaturen. Die Reparatur kann wahlweise mit Originalersatzteilen oder Reproduktionsteilen (Generika) erfolgen. Gültig bis 10.10.2022. Die Aktion kann bei Bedarf mehrmals unter Angabe des Gutscheincodes 17 in Anspruch genommen werden, ist aber nicht mit anderen Rabatten und Aktionen kombinierbar. Die Aktion kann nicht für zurückliegende Reparaturaufträge geltend gemacht werden. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Newtron P5XS

Garantie: 2 Jahre.

- Die spezielle Härte der Spitzen entspricht nahezu dem Zahnschmelz
- Automatische Leistungseinstellung und perfekt kontrollierte Vibrationen dank der Newtron®-Technologie
- Der Anwender profitiert vom verbesserten Tastsinn
- Größtes Spitzensortiment mit höherer Wirksamkeit selbst bei niedriger Leistung für die verschiedensten klinischen Anwendungen

Newtron P5XS:

- Mit Slim B.LED-Handstück (je ein weißer und blauer LED-Ring),
- 5 x 1,5 ml Kit Plaque-Indikator F.L.A.G. Autoklavierbarer Universalschlüssel
- 3 Spitzen Nr. 1, 1S, H3
- · 300 ml Flüssigkeitsbehälter
- · Fest angeschlossener Fußschalter
- Zubehör für die Inbetriebnahme

698 058 | 1 Stck. | € 2.250,00

€ 1.399,00



€ 768,90


€ 430,00

Handstück NEWTRON Slim B.LED

1 Stck.

weißer LED-Lichtring

243 665



- Ergonomische Form in jeder Griffposition, mit flexiblem Schlauch
- Innenseite aus Titan, dadurch extrem korrosionsfest
- B.LED: Sichtbarmachung von Plague und hervorragende Ausleuchtung der Mundhöhle
- Der Kopf des Handstücks ist austausch- und autoklavierbar







- Zahnerhalt dank perfekter Ultraschallschwingungen und hochwertigen Stahlspitzen
- Schnelle und sichere Identifikation
- Präzise und schmerzfreie Beseitigung des Zahnsteins

Varios 970

Technische Daten:

Maximale Leistung: 11 W
Abmessungen (8 x T x H): 160 x 60 x 80 mm
Gewicht Steuergerät: 2,2 kg
Flaschenvolumen: 400 ml (x 2 Flaschen)

Lieferumfang:

- Steuergerät
- · Handstück inkl. Kabel
- Fußschalter
- 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 2 Kühlmittelbehälter à 400 ml
- + Festwasseranschluss
- Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln
- iPiezo-Steuerelektronik für stabile Leistungsabgabe
- Federleichtes Handstück für alle Indikationen
- · Umfassendes Aufsatzsortiment für alle Anwendungsbereiche: Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik
- · LED-Lichttechnologie

GÜLTIG AB 01.09.2022

AUSLIEFERUNG ERFOLGT DIREKT DURCH FIRMA NSK

Ultraschallgerät mit

Sparpaket P5-A

Varios 970 Lux Komplettset

+ 2. Varios LED Handstück

143 480 | 1 Stck. | € 2.650,00

€ 1.750.00

Sparpaket P5-B

Varios 970 Komplettset

+ 2. Varios Handstück ohne Licht

| 1 Stck. | € 2.335,00 443 834

€ 1.650.00



Cavitron Select SPS

- Patentierte SPS-Technologie zur Stabilisierung
- der Leistung in allen Leistungseinstellungen "Blue Zone" zum schonenden Arbeiten

- "Blue Zone" zum schonenden Arbeiten im reduzierten Leistungsbereich "Power Boost" zur temporären Leistungsverstärkung bei Bedarf Frequenz: 30 kHz; für alle 30 kHz Gavitron-Einsätze Optionales Arbeiten mit Spüllösungen möglich
- Plug & Play-System (lediglich Stromanschluss erforderlich) Sicherer Schutz vor Kreuzkontaminationen
- durch abnehmbares, autoklavierbares, um 330° drehbares Steri-Mate Handstück (613 119) Bis 134°C autoklavierbar Herstellergarantie: 2 Jahre

Cavitron Select SPS mit Wassertank und Pumpe:

- Steri-Mate Handstück
- Cavitron Powerline FSI 1000
- Fußanlasser
- Netzteil

088 085 | 1 Stck. | € 3.150,00

€ 2.569,00



Transportabler Ultraschall-Scaler für die allgemeine supra- & subgingivale Belagentfernung



der iPiezo-Technologie



2.335,- ab



Blutdruckmessgerät boso medistar+

Vollautomatisches Blutdruckmessgerät für die Messung am Handgelenk. Ausgezeichnet mit der Note "gut" bei Stiftung Warentest (05/2016). Messgenauigkeit ausgezeichnet nach dem strengen Prüfprotokoll der Europäischen Hochdruckliga (ESH). Arrhythmie-Erkennung – zeigt Herzrhythmusstörungen an. Blutdruck-Bewertungsskala nach WHO. Großes Display mit 3-Werte-Anzeige, Speicher für 90 Messwerte für Langzeitprofil, Manschette für Handgelenkumfang 13,5 – 21,5 cm, mit Etui, Batterien und Blutdruckpass. 3 Jahre Garantie.

Blutdruckmessgerät boso medistar+ 659 090 1 Stck. I € 28,40 € 23,40





098 024

Blutdruckmessgerät boso medicus X

Vollautomatisches Blutdruckmessgerät für die Messung am Oberarm. Testsieger bei Oberarmgeräten der Stiftung Warentest (05/2016). Messgenauigkeit ausgezeichnet nach dem strengen Prüfprotokoll der Europäischen Hochdruckliga (ESH). Arrhythmie-Erkennung – zeigt Herzrhythmusstörungen an. Intelligente Aufpumpautomatik für eine Messung ohne Nachpumpen. Großes Display mit 3-Werte-Anzeige. Speicher für 30 Messwerte für 14-Tage-Profil. Bewertungsskala nach WHO. Mit Standard-Manschette für Armumfang 22 – 32 cm. Mit Batterien und Blutdruckpass. 3 Jahre Garantie.

Blutdruckmessgerät boso medicus X 659 091

1 Stck

I € 54,50 € 45,50



Notfallkoffer EuroSafe Dental



Notfallkoffer Kombi-Zahnarzt

Technische Daten: Koffermaße (B x H x T): 42 x 32 x 15 cm

Inhalt:

Reanimation: 1 Sauerstoff-Flasche 1 Liter, 1 Präzisionsdruck Reanimation: 1 Sauerstoff-Flasche 1 Liter, 1 Präzisionsdruck-minderer, fest eingestellt, 6 l/Min. (die Firma notfallkoffer.de bietet eine kostenlose Verfallzeiterinnerung mit Austausch-service), 1 Beatmungsbeutel 1.600 ml mit Patientenventil, je 1 Beatmungsmaske Größe 3 und 5, 1 Sauerstoff-Schlauch, 1 Sauerstoff-Reservoir

Inhalation: 1 Inhalationsmaske mit Sparbeutel, 1 Sauerstoff



Notfallkoffer Kombi-Zahnarzt Technische Daten: Koffermaße (B x H x T): 45 x 31 x 16 cm | 1 Stck. | € 630,00

€ 489.00

Lieferung erfolgt direkt ab Hersteller ca. 8 – 10 Tage nach Bestelleingang.

Inhalt:

innait:
Reanimation: Beatmungseinheit bestehend aus Beatmungsbeutel mit Sauerstoffreservoir und zwei Beatmungsmasken,
Sauerstoffzuleitung sowie 1 Liter-Sauerstoff-Basche mit
Präzisionsdruckminderer, fest eingestellt auf 6 I/Min.
(33 Min. Sauerstoffvorrat) notfallkoffer.de bietet eine kostenlose Verfallzeiterinnerung mit Austauschservice Infusion: 1 Einhandstaubinde, 1 Desinfektionsspray 50 ml, 4 sterile Tupfer, 4 Venenverweilkanülen (G. 20, G. 22), 4 Fixier 4 sterile Tupfer, 4 Venenverweilkanülen (G 20, G 22), 4 Fixier-pflaster für Venenverweilkanülen, 1 Kanülenabwurfbox, 2 Infusionsbestecke, 1 Rolle Seidenpflaster, 6 Einmalspritzen (2 ml, 5 ml, 10 ml), 6 Einmalkanülen (G 1, G 14), 1 Paar Schutzhandschule Infalation: 1 Inhalationsmaske, 1 Sauerstoff-Nasenbrille, 1 Sauerstoffkatheter

Atemwegsmanagement: 3 Larynxtuben Gr. 3, 4, 5 (disposable), 1 Blockerspritze (usposaue), i nöuckeispiruze Diagnose: 1 Diagnoseleuchte, 1 Qualitäts-Stethoskop Notfallinstrumente: 3 Guedeltuben, 1 Hyperventilations-maske, 1 Kleiderschere, 1 Bettungsdecke 2 Jahre Garantie, Medikamente sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Notfallkoffer EuroSafe Dental 098 027 | 1 Stck. | € 960,00 € 729.00



notfall 🕕



notfall 🗐

koffer.de





Garantie: 12 Monate.

Lieferumfang:

- Handstück mit 60°- und 80°-Düsen
- Reinigungsbürste
- Draht und Düsendrähte
- 5 x 15 g Sticks FLASHpearl Reinigungspulver
- Pulverbehälterdeckel
- · Schraubschlüssel zum Wechseln der Düse

für KaVo MULTIflex Kupplung 598 053



für Sirona Schnellkupplung 598 054

| 1 Stck. | € 820,00

für W&H Kupplung 917 020

| 1 Stck. | € 820,00

€ 599.00







AIR-FLOW® handy 3.0 / - PERIO

Lieferumfang: 1 AIR-FLOW handy 3.0, 1 120° Sprayhandstück AIR-FLOW, 300 a Flasche AIR-FLOW Pulver CLASSIC. 1 Nachfüllvorrichtung AIR-FLOW Easy Fill 3.0, 1 Reinigungsvorrichtung AIR-FLOW Easy Clean, 1 Wartungsset:

KaVo

559 000 | 1 Stck. | € 1.090,00

€ 925,00

Sirona

559 001 | 1 Stck. | € 1.090,00

Premium Lieferumfang:

1 AIR-FLOW handy 3.0, 1 Sprayhandstück AIR-FLOW PLUS, 1 Sprayhandstück AIR-FLOW PERIO, 40 PERIO-FLOW Einwegdüsen, 1 Nachfüllvorrichtung AIR-FLOW Easy Fill 3.0, 1 Reinigungsvorrichtung AIR-FLOW Easy Clean, 1 Wartungsset:

KaVo 559 002

| 1 Stck. | € 1.540,00

€ 1.325,00

Sirona

559 003 | 1 Stck. | € 1.540,00

€ 1.325,00



MyLunos® Set Supra

Zur sanften, effektiven Entfernung von supragingivalen Verfärbungen.

Lieferumfang:

- MyLunos® Pulver-Wasserstrahlgerät inkl. Düse Supra
- Pulverbehälter in Blau mit Ablage
- Lunos® Prophylaxepulver Gentle Clean (180 g)
- · O-Ring Set
- Prophylaxekanüle
- Adapterset zur manuellen und maschinellen Aufbereitung

.135,-

mit KaVo Anschluss 013 005

mit Sirona Anschluss 013 006

mit NSK Anschluss 013 007 1 Stck.





PROPHYflex 4 Die KaVo Kerr Prophy AKTION Box vereint die Prophy Box BEIM KAUF EINES KaVo Prophylaxe-Lösung 1 PROPHYflex 4. PROPHYFLEX 4 PERIO KITS 80 Sticks PROPHYpearls neutral, mit den passenden SIND 4 FLASCHEN 80 Sticks PROPHYpearls Selection, PROPHYFLEX PERIO POWDER Kerr Materialien in 1 Kit Kerr OptiView Small, À 100 G IM WERT einem Paket – VON € 85,90 IM PREIS 1 Kit Kerr OptiView Standard: ENTHALTEN. für effiziente Prophylaxe Wave 282 015 | 1 Pckg. | € 1.352,00 €949,00 *Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen Lime 282 016 | 1 Pckg. | € 1.352,00 € 949.00 Perio Kit: Flamingo 3 perio tip, 1 Adapter perio tip, 1 Schlüssel (zum Auf-282 017 | 1 Pckg. | € 1.352,00 schrauben des perio tips), € 949.00 1 Düsennadel, 2 Pulverbehälter, 2 Gummiverschlüsse subgingival (pink), 20 g PROPHYflex Perio Pulver 282 011 | 1 Pckg. | € 309,00 € 258.00

Air-N-Go easy Airpolisher

Technische Daten: Spül- und Luftdurchflussmenge: 15 ml/Min. (+/- 5 ml/Min.) max. Luftdruck 3 – 4 bar Garantie: 2 Jahre

Lieferumfang:

1 Air-N-Go easy Handstück, 1 Adapter, 1 Supra Düse 120°, 1 Pulverflasche Classic neutral 250 g, 1 Air-N-Go easy Kit





Airsonic Mini Sandblaster • Zum Aufrauen der Klebeflächen von Airsonic Mini Sandblaster Set: Kronen, Brücken, Brackets, Stiften etc. • Sandblaster, 60° Düse • Gründlich aufgeraute Klebeflächen • 20 g Aluminiumoxid für eine optimale Haftung 022 028 | 1 Set | € 220,00 verschiedener Materialien € 189,00 • Ideal für alle Metalle und Keramiken • Auch zum Entfernen von Zementresten aus Kronen und Brücken Handliches Sandstrahlgerät

CanalPro™ Jeni

Komplett-Set*:

- Steuergerät
- · Motor mit Apex Messkontakt
- Winkelstück 1:1
- Bluetooth Fußschalter
- Netzteil
- Apexkabel-Set
- Haltebügel Apexkabel

079 020 | 1 Pckg. | € 3.300,00

€ 2.450,00



Digitales Assistenz-System zur Kanalaufbereitung







Beim Kauf eines CanalPro™ Jeni haben Sie die Möglichkeit, an einer kostenlosen Schulung teilzunehmen.

* Auslieferung durch Firma Coltene Whaledent

One RECI Feilen + Dual Move Aktionspaket

- 1 x Blister à 5 Stck. One Flare n25 9% L17
- 4 x Blister à 5 Stck. One G n14 3% L25
- + 1 x Blister à 5 Stck. MicroMega One RECI n20 4% L25 Sterile
- 11 x Blister à 5 Stck. MicroMega One RECI n25 4% L25 Sterile
- 11 x Blister à 5 Stck. MicroMega One RECI n25 6% L25 Sterile
- 1 x Blister à 5 Stck. MicroMega One RECI n35 4% L25 Sterile
- 1 x Blister à 5 Stck. MicroMega One RECI n45 4% L25 Sterile
- 1 x Dual Move Motor

850 648 | 1 Pckg. | € 1.299,00













One RECI Feilen

5 Stck.	21 mm	25 mm	31 mm
n20,4%	850 625	850 630	850 635
n25, 4 %	850 626	850 631	850 636
n35, 4 %	850 628	850 633	850 638
n45, 4 %	850 629	850 634	850 639
n25,6%	850 627	850 632	850 637
sortiert*	850 640	850 641	850 642
5 Stck.	€ 53,90 € 35,99	€ 53,90 € 35,99	€ 53,90 € 35,99

* 20.04, 25.04, 25.06, 35.04, 45.04







Procedure Pack, Länge 25 mm: je 1 One Flare, K-Files 08/10, One G, One Reci 20.04, 5 Stck. 850 643 | 1 Pckg. | € 46,85

€ 34,90 je 1 One Flare, K-Files 10, One G, One Reci 25.04, 4 Stck.

850 644 | 1 Pckg. | € **39,90** € 29,90

je 1 One Flare, K-Files 10/15, One G, One Reci 25.06, 5 Stck. 850 645 | 1 Pckg. | € 46,85

€ 34,90

€ 29.90

je 1 One Flare, K-Files 15/20, One Reci 35.04, 4 Stck. 850 646 | 1 Pckg. | € 39,90

je 1 One Flare, K-Files 20/25, One Reci 45.04, 4 Stck. 850 647 | 1 Pckg. | € **39,90** € 29,90



Dual Pex

Lieferumfang:

- · Dual Pex Apex Locator
- 2 Lippenclips
- 1 Tester
- 2 Feilenclips • 1 Messkabel
- 1 Netzteil mit Adapter

150 006 | 1 Pckg. | € 499,00

€ 349,00









Dual Move

Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Winkelstück
- 1 Handstückhalterung
- 1 Datenübertragungskabel
- 1 Ladegerät
- 1 Sprühkopf
- 1 Silikonmuffe

150 005 | 1 Pckg. | € 995,00 € 599,00

- Vorbeugung eines Instrumentenbruchs
 forogrammierbare Speicherplätze mit
 Einstellung der Geschwindigkeit, der Rotationsrichtung und des maximalen Drehmoments
 Für alle NITI-Feilen geeignet
 Zwei Bewegungsmodi: kontinuierliche Rotation oder rezipröke Bewegungsrichtung
 Einfache Handhabung, optimale Anpassung
 an Rechts- und Linkshänder
 Modulierbar, im autonomen Betrieb
 oder in Kombination mit Dual Pex







VDW.GOLD® RECIPROC®

VDW.GOLD Reciproc®:

- VDW.GOLD®RECIPROC® Motor inkl. 6:1 Winkelstück
- · Steuereinheit, Mikromotor mit Kabel und Stecker (Kabellänge: 1,8 m)
- 2 Silikonschutzhüllen für das VDW 6:1 Winkelstück
- 2 Lippenclips
- Lippenclipkabel mit Ferritring (Kabellänge 1,7 m)
- 2 Feilenklemmen, Feilenklemmenkabel (Kabellänge: 1,7 m)
- Fußschalter mit Kabel (Kabellänge: 1,7 m)
- Netzteil (mit Ferritring) mit auswechselbaren Steckern für EU, UK, USA, AUS (Kabellänge: 1,8 m)
- Handstückablage
- Gebrauchsanweisung

058 050 | 1 Pckg. | € 2.498,00 € 2.150,00



VDW.GOLD RECIPROC blue

Promo Bundle:

- 1 x VDW.GOLD® RECIPROC® inkl. Winkelstück 6:1

359 635 | 1 Stck. | € 3.301,50

VDW.GOLD RECIPROC kpl.

- + RECIPROC blue 24 Kit:
- 2 x 6 Stck. RECIPROC blue 25 mm, R25
- je 1 x 6 Stck. R40, R50
- 1 Endo Übungsmodell
- 1 Guttapercha sortiert
- 1 Papierspitzen sortiert

359 630 | 1 Pckg. | € 2.690,00

≨VDW

€ 2.250.00


VDW.GOLD RECIPROC kpl.

- + RECIPROC System Kit 25 mm:
- 6 Stck. RECIPROC R25
- je 3 Stck. R40, R50
- 1 Endo Übungsmodell
- 1 RECIPROC Guttapercha sortiert
- 1 RECIPROC Papierspitzen sortiert

058 051 | 1 Pckg. | € 2.665,00

€ 2 225 00





2.498,- ab



GUTTAFUSION® Ofen

Ofen zur sekundenschnellen Erwärmung von zeitgleich bis zu zwei Obturatoren. Kontrolliert ausfahrende Obturatorenhalter sowie optische und akustische Signalhinweise ermöglichen einen schnellen Einsatz der GUTTAFUSION Obturatoren. Der spezielle Reinigungsmodus und das übersichtliche Display sind besondere Merkmale der Benutzerfreundlichkeit.

159 634 | 1 Pckg. | € 495,00







$EDDY^{TM}$

Starter Kit:

- 1 W&H Airscaler Handstück
- Modell Proxeo ZA-55 LM (Multiflex) mit Licht und Leistungsregelung
- 20 sterile Blister à 2 EDDY Spülspitzen

134 819 | 1 Pckg. | € 1.379,00

Starter Kit:

- 1 W&H Airscaler Handstück
- Modell Proxeo ZA-55 LS (Sirona) mit Licht und Leistungsregelung
- 20 sterile Blister à 2 EDDY Spülspitzen 243 592 | 1 Pckg. | € 1.379,00

Starter Kit Premium für Sirona-Kupplung:

- 40 EDDY™ Spülspitzen (steril)
- 1 Air Scaler

+ 200 Eddy™ Spülspitzen (steril) 139 828 | 1 Pckg. | € 1.660,00

€ 1.390,00

Starter Kit Premium für Multiflex-Kupplung:

- 40 EDDY™ Spülspitzen (steril)
- 1 Air Scaler

+ 200 Eddy™ Spülspitzen (steril) 159 578 | 1 Pckg. | € 1.660,00

€ 1.390,00



Raypex® 6

Technische Daten:

Technische Daten:
Gewicht: 350 g
Maße (B x L x H): 101 x 110 x 27 mm
(ausgeklappt 97 mm)
Akkubetrieb
Garantie: 1 Jahr
Zubehörteile 6 Monate

Raypex® 6 Kit:

- 1 Raypex® 6 Apexlokator
- 1 Messkabel
- 2 Lippenclips
- 2 Feilenklemmen
- 1 Feilenlanzette
- 1 Netzteil

• 1 Prüfstecker für Funktionsprüfung

| 1 Kit 058 006 | €825,00

€729,00





Vielfältig einsetzbar

X-SMART® Plus

Technische Daten: Autoreverse Funktion Drehmomentbereich: 0,6 bis 4,0 Ncm Drehzahlbereich: zwischen 250-1.200 U/Min Stromversorgung: wahlweise mit Akku oder Netzteil Maße (B x T x H): 107 x 196 x 107 mm

X-SMART® Plus:

- X-SMART® Plus Motor
- 1 Handstück
- 1 X-SMART® Plus Winkelstück 6:1
- 1 Handstückablage
- 1 Sprühdüse
- 1 AC-Adapter
- 1 Torque-Karte

188 031 | 1 Pckg. | € 1.549,00 € 1.329,00

X-SMART® Plus WaveOne Gold Kit (W1GG):

- 1 X-SMAR®T Plus
- 3 Feilen WaveOne® Gold Glider
- 31 Feilen WaveOne® Gold (5 Blister à 3 Feilen Primary, 4 Blister à 4 Feilen sortiert)

| 1 Pckg. | € 1.899,00

€ 1.629.00



Vielfältig einsetzbar – für kontinuierlich und reziprok arbeitende Feilensysteme

Dentsply Sirona WaveOne Gold

Dentsply Sirona



Gutta-Smart™

Gutta-Smart™ Kit:

- 1 Flow-Handstück
- 1 Pack-Handstück
- 1 Basisstation
- je 1 Gutta-Smart™ Conform Fit Guttapercha Kartuschen 20G, 23G (je 1 Blister mit 10 Kartuschen)
- 3 Elektrische Hitzeplugger (klein, mittel, groß)
- 1 Gutta-Smart Flow-Heizelement
- 1 Kanülenbiegewerkzeug
- 1 Netzwerkadapter
- 4 Steckeradapter (Typ A, C, G, I)
- · 2 Verschlusskappen

988 650

| 1 Pckg. | € 2.080,00 € 1.799.00



Gutta-Smart™ mit Conform Fit™ Technologie
















Dentsply Sirona







propex pixi

Technische Daten: Maße: 66 x 55 x 18 mm Malse: 66 x 55 x 18 mm Gewicht: 55 g Display-Typ: Farb-LED Stromversorgung: AAA 1,2 V 1000 mAh NiMH-Akku 24 Monate Herstellergarantie, für das Zubehör (Kabel, Akku usw.) 6 Monate

propex pixi Apex Locator:

- 1 Ladegerät
- 1 Messkabel lang
- 2 Lippenclips

• 1 Anschlusshaken

188 050 | 1 Pckg. | € 605,00

€ 499,00



DentaPort ZX mit OTR Funktion

- 1 Wurzelkanalmessgerät, 1 CE Messkabel, 5 Schleimhautelektroden, 3 Feilenklemmen, 3 Batterien (AA 1,5V), 1 Prüfstecker
 - | 1 Pckg. | € 1.050,00

DentaPort ZX Set OTR komplett:

- 1 Apex Lokator DentaPort Root ZX,
- 1 CE Messkabel, 5 Schleimhautelektroden, 3 Feilenklemmen, 3 Batterien, 1 Prüfstecker,
- 1 DentaPort TriAuto OTR, 1 Ladegerät,
- 1 Akku, 1 Winkelstück mit integrierter
- Feilenelektrode, 1 Mikromotor 800 U/Min., 1 Handstückablage, 1 Handstückkabel,
- 1 LS-Ölspray, 1 Fußschalter

498 019 1 Pckg. | € 2.990,00

€ 2.299,00

1.050,- ab



TriAuto ZX2

Garantie 24 Monate.

- 1 Handstück mit Winkelstück
- Interne Feilenelektrode
- 1 Akku
- 1 Tischladegerät
- 1 Steckernetzteil
- 1 CE Messkabel
- 1 Feilenklemme • 3 Schleimhautelektroden
- 1 Prüfstecker
- 1 Führungsstift zum Austausch der internen Feilenelektrode
- 100 Hygiene-Schutzhüllen
- 1 AR-/LS- Sprühdüse TriAuto ZX2

140 478 | 1 Pckg. | € 2.298,00 € 1.999,00



MORITA



TriAuto mini

Technische Daten:
Display: LCD
Gewicht: 78 g
Motor: 50 – 1.000 U/Min.
Drehmoment: 3,9 Ncm
Akku: 3,7 V Lithium-lonen
Maße: Ø 28 mm, H 150 mm

- 1 Handstück mit Winkelstück und Akku
- 1 Tischladegerät (230 V)

| 1 Pckg. | € 1.275,00 159 020

€ 1.149,00



1.149,-



FlashMax P7

Zwei Funktionen, ein Gerät!

- 1. Photodynamische Therapie zur Eliminierung von Bakterien: Parodontologie, Endodontie, Halitosis, Pilzinfektionen, Aphten/Herpes. Mit dem Fotosensitizer Qrox B2 (Wasserstoffperoxid, Vitamin B2, Curcuma). Nebenwirkungsfrei, ohne Resistenzbildung, beliebig oft wiederholbar, nachhaltig. Lichtintensität: 7.500 mW/cm², Wellenlänge: 450 – 480 nm.
- 2. Polymerisation von Compositen: schnelle und zuverlässige Aushärtung auch bei Bulk-Fill-Techniken, adhäsives Befestigen in der KFO, schnell und kraftvoll. Lichtintensität: 5.500 mW/cm², Wellenlänge: 450 - 480 nm.

FlashMax P7 Biofilm Control Starter Pack:

- 1 FlashMax P7 Handstück mit Ladestation
- 10 Perio-Kits
- 10 QroxB2 Endo Spritzen 0,5 ml (Photosensitizer)
- 10 Gingikit
- 25 x 10 Einzelblister ProlacSan Tabletten
- je 50 Blunt Tips (Ø 4 mm/ 8 mm)
- 50 Endo Tips
- je 50 Perio Tips (23 mm/15 mm)
- 10 Einweg-Hüllen (Kunststoff)
- 250 Einweg-Schutzfolien

259 005 | 1 Pckg. | € 1.750,00 € 1.399.00

Exklusiv



Digitest® 3

LOSER & CO

- · Mikroprozessor erzeugt sanfte, gepulste Wellenform
- · Erzeugt Reaktion unterhalb der Schmerzschwelle des Patienten
- · Sondeneinsätze sind autoklavierbar
- Garantie 12 Monate
- 1 Handstück mit installierter 9V Batterie
- je 1 Sondeneinsatz standard lang, standard kurz, labial, lingual
- 1 Lippenklemme

559 089 | 1 Pckg. | € 499,00

€ 429,00

Elektrischer, batteriebetriebener Vitalitätstester



parkell



DIGITEST

Turbo Sensor™

- Turbo Sensor Basisstation mit Netzanschluss und Wasseranschluss
- 2 autoklavierbare Handstücke (ohne Einsätze)
- 10 Wasserfilter

559 026 | 1 Stck. | € 930,00

> Transportables Ultraschallreinigungsgerät für die sub- und supragingivale Zahnsteinentfernung

Exklusiv



Edelstahl Inserts für 30 kHz-Geräte:

Universal 659 074

1 Stck. | € 193,70

€ 139,00

Perio 659 075

| 1 Stck. | € 193,70

€ 139.00

gebogen rechts 659 076

| 1 Stck. | € 193,70

gebogen links | 1 Stck. | € 193,70 659 077 € 139,00

parkell





Euroseal Infinity

Technische Daten: Maße (L x H x B): 44,5 x 19,8 x 38,5 cm Herstellergarantie: 2 Jahre

Euroseal Infinity 075 745

1 Stck.

| € 579,00

Technische Daten:
Maße (B x H x T): 500 x 315 x 485 mm (standard),
500 x 420 x 485 mm (mit ausgezogenem Rollenhalter), 500 x 200 x 485 mm (ohne Rollenhalter)

Euroseal Valida

halter), 500 x 200 x 485 mm (ohne Rollenhalter) Gewicht 8 kg Stromversorgung: 200 – 240 V; 50/60 Hz Leistung: 150W MåGe Siegelnaht: 12 x 310 mm Siegeltemperatur einstellbar zwischen 170 - 200°C

Euroseal Valida

343 401 | € 1.249,00 1 Stck.

€ 995,00



Das beliebte Einstiegsmodell zur Sterilgutverpackung mit Rollenhalter

Euronda





Das vernetzte Siegelgerät für die validierte Sterilgutverpackung

Euronda

1.249,-



Hygoprint

- · Schnelle und einfache Dokumentation des Sterilisationsprozesses
- · Lückenlose Kennzeichnung mit allen relevanten Daten
- Besonders leicht und handlich

AKTION

INKLUSIVE 1 ETIKETTEN-ERSATZROLLEN DOPPELT. SELBSTKLEBEND IM WERT VON € 33,95.



Set:

Etikettendrucker mit 1.000 selbstklebenden und 500 doppelt selbstklebenden Etiketten sowie 1 Blatt Sterilisationsprotokoll **013 775** | 1 Set | € 218,80

€ 189,00

Zubehör und Nachfüllmaterial finden Sie unter www.mwdental.de





Aquadist

Technische Daten: Gewicht: 3,5 kg Maße: Ø 23 cm, H 36 cm Garantie: 2 Jahre

Einfach destilliertes Wasser herstellen

Lieferumfang:

- Aquadist
- Kanister, Fassungsvermögen 4 l
- 6 Aktivkohlefilter
- 250 g Reinigungspulver

075 070 | 1 Stck. | € 289,00

Aktivkohlefilter, 12 Beutel

075 071 | 1 Pckg. | € 25,90

Reinigungspulver, 500 g Dose 075 072 | 1 Dose | € 21,90



Euronda°

hf-Surg®

Für skalpellfeine, drucklose Schnitte – die Frequenzform ermöglicht das Schneiden und das Schneiden mit Koagulation zur Blutstillung

- Schnelle und schmerzarme Wundheilung
- · Höchstmögliche Funktionalität und Hygiene
- Einfache Bedienung mit analogem Leistungssteller und Umschalter der Wellenform
- Automatische Kennfeldsteuerung der Ausgangsleistung, die Ausgangsleistung wird bei Metallkontakt abgeregelt
- Handstück und Elektroden autoklavierbar bei 134 °C

Technische Daten: 2,2 MHz, max. 50 W Netzanschluss: 230 V / 50 Hz Maße (B x H x T): 18,5 x 8,5 x 17,5 cm Gewicht: 1,6 kg Garantie: 12 Monate

Die Einweisung erfolgt kostenlos durch den Hersteller.

hf-Surg® kpl:

- Gerät mit Fußschalter
- Handstück
- 4 Schneideelektroden (Nr. 40, Nr. 2, Nr. 15, Nr. 13)
- Neutralelektrode

| € 1.020,00 022 012 1 Stck.

€ 899,00



Technische Daten:

Pumpleistung, Kühlmittel: 1-100 ml/Min. Maße (B x T x H): 260 x 250 x 110 mm Gewicht Steuergerät: 2,8 kg 1 Jahr Garantie

- Inhalt:

 M11 Steuergerät
 elektronisches Vario-Pedal
 Elektronikmotor
 steriles 2 m-Schlauchset
 Befestigungsklemmen zur Schlauchset-Montage an Motor und Motorkabel
 Bügel zur Aufhängung der Kühlmittelflasche
 Handstück-Ablage
 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen auf CD-ROM
 20:1 Winkelstück



MD11 + Winkelstück 20:1 (ohne Licht) mit Steuergerät, Vario-Fußpedal, Elektronikmotor, Zubehör

| 1 Stck. | € 2.749,00 459 085

€ 2.199.00





H3GER WERKEN









Surgic Pro Optic

Technische Daten:

Drehmoment: bis zu 80 Ncm Breites Drehzahlspektrum: 200 bis 40.000 U/Min. LED-Beleuchtung: 32.000 Lux) Gewicht: 280 g Länge: 81,9 mm Garantie: 12 Monate

Komplettset mit Licht:

- 1 Steuergerät mit AHC
- 1 Mikromotor SGL70M
- 1 Chirurgie Winkelstück Ti-Max X-SG20L mit Licht (20:1 / 80 Ncm)
- 1 Fußschalter
- 5 Kühlmittelschläuche

159 021 | 1 Set | € 3.570,00

€ 2.599,00



Aktionspaket:

Surgic Pro Optic Komplettset mit Licht

- + 1 zweites Winkelstück X-SG20L mit Licht (20:1)
- + 1 Chir. Handstück X-SG65L mit Licht (1:1)

| 1 Paket | € 5.307,00 143 680

€ 3.379.00



GÜLTIG AB 01.09.2022



3.570,- ab



Ultraschallgeräte

Technische Daten: Inhalt: Arbeitsfrequenz: 2 I 35 kHz 3 I 35 kHz 4 I 35 kHz Schallgeber: 2 Schallgeber 3 Schallgeber 4 Breitband Schallgeber Schallgeber: Leistungsaufnahme: Heizleistung: Wannenabmessung (L x B x H): Außenabmessung (L x B x H): Garantie: 250 W 420 W 460 W 150 W 300 W 300 W 230 x 150 x 80 mm 260 x 150 x 205 mm 1 Jahr 238 x 138 x 100 mm 265 x 160 x 235 mm 1 Jahr 300 x 150 x 100 mm 330 x 150 x 100 mm 1 Jahr

GS 2:

Gerät inkl. Edelstahlkorb und Deckel **045 954** | 1 Stck. | € 272,50

€ 199,00

GS 3:

Gerät inkl. Edelstahlkorb und Deckel **045 960** | 1 Stck. | € **325,00** € 239,00

4.

Gerät inkl. Edelstahlkorb und Deckel **045 957** | 1 Stck. | € **375,00**

€279,00











BioSonic UC 150

Bewährte Funktionen & Vorteile:

- Maximierte Arbeitsfläche
- USB-Schnittstelle
 Edelstahltank
- Edelstahltank
- Gebaut für Langlebigkeit
- Mehrere BeladungsoptionenHandschuhfreundliches
- Touchscreen Display
- Heizfunktion
- Klappdeckel mit Auf-/Zu-Erkennung
- Effizientes Entleerungs-System

Inhalt

- 1x Ultraschallreinigungsgerät mit Display und Deckel
- 1x Netzkabel
- 1x Kassettenkorb
- 1x Abflussschlauch
- 1x Muster Reinigungslösung
- 1x Gebrauchsanweisung
- 1x Anleitung Schnellstart
- 1x Dichtung für Einbauversion
- 1x Einbauschablone

243 277 | 1 Stck. | € 1.515,20

€ 899,00

Ultraschall-Reinigungssystem







Sonorex

Sonorex DIGITEC

 Technische Daten:
 DT 255 H
 DT 102 H

 Maße Schwingwanne (L x B x T):
 300 x 150 x 150 mm
 240 x 140 x 100 mm

 Inhalt:
 5,51
 30,1

 Schwingsystem:
 2 PZT-Großflächen-Schwingsysteme
 3 PZT-Großflächen-Schwingsysteme

 Ultraschall-Spitzenleistung:
 640 W
 480 W

 HF-Leistung:
 160 W
 120 W

 Frequenz:
 35 kHz
 35 kHz

 Heizung:
 280 W
 140 W

 Außenmaße (L x B x H):
 325 x 175 x 295 mm
 260 x 160 x 250 mm

 Garantie:
 2 Jahre
 3 Jahre Langzeitgarantie

DT 255 H inkl. Ablaufkugelhahn, ohne Zubehör

092 923 | 1 Stck. | € 1.099,00

€ 999,00

DT 102 H inkl. Ablaufkugelhahn, ohne Zubehör

092 924 | 1 Stck. | € 970,00

€ 869,00



Sonorex Super RK 31

Technische Daten:
Ultraschall-Spitzenleistung 160 W
HF-Leistung 40 W
Breitstrahl-Schwingsystem
0,9 Liter-Schwingwanne, innen:
L 190 x 8 B S x 16 0 mm
Edelstahlgehäuse tropfwassergeschützt
Außenmaße (L x ß x H):
205 x 100 x 180 mm, 1,8 kg
Garantie: 2 Jahre

Sonorex Super RK 31 092 904 | 1 Stck.

92 904 | 1 Stck. | € 269,00 € 235.00

Technische Daten: Ultraschall-Spitzenleistung 480 W HF-Leistung 120 W Heizleistung 140 W mit Heizung 30-80 °C, regelbar durch Thermostat Kugelhahn- und Ablaufschlauch und Zeitgeber (1-15 Min.) Innenmaße: 240 x 140 x 100 mm

Sonorex Super RK 102 H

Garantie: 3 Jahre
RK 102 H inkl. Ablaufkugelhahn,
ohne Zubehör

092 901 | 1 Stck. | € 890,00

€790









Dynamix speed 2

Technische Daten: Maße (H x B x L): 330 x 190 x 380 mm Garantie: 2 Jahre

Lieferumfang:

1 Dynamix speed 2 Mischgerät 230 V, 1 Netzkabel mit Schuko-Stecker 042 012 | 1 Stck. | € 1.249,00



€ 200,-**GUTSCHRIFT**









Technische Daten:Maße (H x B x L): 28 x 2,5 x 28,3 cm
Garantie: 2 Jahre

3M™ Pentamix™ 3

020 045 | 1 Stck. | € 1.098,00









Technische Daten: Gewicht: 6,7 kg Garantie: 2 Jahre

3M™ Pentamix™ Lite

020 008 | 1 Stck. | € 595,00

SPAREN





Applied to Life."



Algimix Gerät mit Becher und Spatel | 1 Stck. | € 579,00

022 024

MIGMA 200 Universal-Mischgerät

Technische Daten:Maße (H x B x T): 305 x 203 x 270 mm
Gewicht: 17 kg
Herstellergarantie: 1 Jahr

Applied to Life.

Farbe:

Gehäuse – signalweiß Abdeckung – weißaluminium

MIGMA 200 Universal-Mischgerät: Tischmodell inkl. 2 Mischbecher groß mit Deckel, 1 Spatel

198 004 | 1 Stck. | € 1.590,00

€ 1.299.00





MIKRONA



Algimix

- Robustes Gehäuse, wartungsfrei
- · Elektronisch gesteuerte, gleichmäßige Rührbewegung mischt Pulver und Flüssigkeit zu einer absolut homogenen, blasenfreien Alginatmasse
- Hochwertiger, langlebiger Anmischbecher aus flexiblem Kunststoff
- Rührgeschwindigkeit in zwei Stufen einstellbar
- Netzspannung: 230 V
- Leistung: 60 W

Alginat-Anmischgerät







MELAseal 100+

Technische Daten: Abmessungen B x H x T (mit Griff): Gerät einzeln 41,5 x 15 x 24 cm,

Gerät mit Rollenhalter Standard 41,5 x 15 x 46 cm Netzanschluss: 230 Volt – 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 300 W MELAseal 100+

298 793 | 1 Stck. | € 715,00 € 589,00

Rollenhalter Standard 117

298 794 | 1 Stck. | € 83,60 € 69.00

Rollenhalter Komfort 10111, verbesserte Ausführung, jetzt mit 2 Abstandsscheiben 398 796 | 1 Stck. | € 132,00

€ 109.00

Rollenhalter Deluxe

359 084 | 1 Stck. | € 349,00







MELAseal 200

Technische Daten: Schnittstellen: 1x USB Stick, 1x USB PC Schnittstelle Siegelnahtbreite: 10 mm Siegelnahtlänge: 275 mm Siegelzeit: ca. 3 Sekunden Temperaturbereich: 100 – 210°C Aufheizzeit: ca. 90 Sekunden Stromanschluss: 230V/ 50/60 Hz Leistungsaufnahmen (in Aufheizphase): 300 Watt



MELAseal 200, validierbar

| 1 Stck. | € 1.225,00 132 594

€ 999,00

Rollenhalter Standard 117 298 794

| 1 Stck. | € 83,60

€ 69,00

Rollenhalter Komfort 10111, verbesserte Ausführung, jetzt mit 2 Abstandsscheiben

| 1 Stck. | €€ 132,00 398 796

€ 109,00

Rollenhalter Deluxe

359 084 1 Stck. € 349,00

€ 289,00











MELAseal Pro

Technische Daten:
Maße (B x T x H): 460 x 295 x 155 mm
Gewicht 11,4 kg
Schnittstelle: 1x RS 232
Siegelnahtbreite: 14 mm
gelnahtbreite: 14 mm Siegeinantbreite: 14 mm Transportgeschwindigkeit: 8 m/min Siegelrand anpassbar: 10 – 35 mm Temperaturberich: 100 – 199 °C Aufheizzeit: ca. 120 Sekunden Stromanschluss: 230 V / 50/60Hz Leistungsaufnahme (in Aufheizphase): 365 Watt

Validierbar

MELAseal Pro, validierbar 259 095 | 1 Stck. | € 2.399,00 € 1.995,00

Arbeitstisch Komfort

259 096 1 Stck. € 609,00 € 499,00

Arbeitstisch Standard

259 097 1 Stck. € 253,00 €210,00

Rollenhalter

259 098 | 1 Stck. | € 495,00

€ 395.00









SPAREN

iCare C2

Technische Daten: Maße (B x T x H): 28 x 24 x 35 cm Garantie: 12 Monate

Komplettset:

- iCare C2 Pflegegerät
- · Adapter für
- Spannzangenreinigung
- Stromkabel
- HP Kopffilter Öl-Sprühschutz
- Ölfilter-Set
- 1 l Pflegeöl
- Einfüllstutzen
- Luftschlauch

559 010

1 Set | € 1.790,00



OUATTROcare PLUS

Technische Daten: Garantie: 12 Monate Gewicht: 10 kg Maße (B x T x H): 35 x 28 x 38 cm Druckluftanschluss: 4 – 6 bar Druckluftverbrauch: ca. 50 NI/Min.

QUATTROcare PLUS 2124 A:

- Pflegegerät mit 4 Pflegekupplungen (1 x Multiflex, 3 x INTRAmatic)
- 1 Quattrocare Plus Spraydose
- Druckluftanschluss
- Zubehör

134 694

1 Stck. | € 1.965,00

€ 1.599,00



BEIM KAUF EINES QUATTROCARE PLUS SIND 6 FLASCHEN QUATTROCARE PLUS SPRAY IM WERT VON € 195,- IM PREIS ENTHALTEN*

* NICHT KOMBINIERBAR MIT ANDEREN AKTIONEN





Die passenden Instrumente finden Sie auf Seite 2-7.





1.965,-



Foliensiegelgerät hawo hd 260 MS-8

Technische Daten:
Siegelnahtbreite: 8 mm
Siegelnahtdinge: max. 250 mm
Maße (Bx T x H): 420 x 300 x 220 mm
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Leistung: 850 Watt (nur während des Siegelns) Gewicht: ca. 8 kg Farbe: Gerät weiß,

Ablagetisch (optional erhältlich) Edelstahl Garantie: 1 Jahr



STATIM® B G4+ Vakuum Autoklav

- Kleines Gerät, große Leistung
- Praktische Optionen für automatische Befüllung und Entleerung
- Programmierbar arbeitet gemäß Plan
- Intelligente Funktionen für automatisierte Abläufe
- Konnektivität und Datenprotokollierung mit der G4+ - Technologie

Die Aufstellung und Einweisung wird direkt vom Hersteller vorgenommen und ist im Preis enthalten.

Statim B G4+

459 059 | 1 Stck. | € **4.795,00**

€ 3.596.00





Sci**Can**

Einführungsangebot! <

STATMATIC smart

Technische Daten: Maße (B x H x T): 280 x 346 x 300 mm Gewicht: 7,3 kg Nennspannung: 100 – 230V Nennfrequent: 20/60 Hz Nennirequent: 20/06 H2 Nennieistung: max. 45VA Schutzklasse: 1 Umgebungstemperatur: 5.35 °C Schallpegel: 60 (65) dB (A) Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 % Luftdruck: 4,5 – 6 bar Luftverbrauch: 40 NI/min Druckluftqualität: Restölgehalt max. 0,1 mg/m³ Reststaubgehalt max. 1 μm, max. 0,1 mg/m³ Restwassergehalt max. 0,1 g/m³ at -40 °C

* Einweisung und/oder Probe aufstellung durch Firma SciCan

LEISTUNGSSTARK

Zur Chargendokumentation und Rückverfolgbarkeit werden alle Reinigungszyklen automatisch aufge-zeichnet und können über den mitgelieferten USB-Stick einfach auf den Computer übertragen werden

Äußerst wirkungsvoll gegen Verschmutzungen, aber schonend zu den Instrumenten. Ideale Pflege zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer der Instrumente.

WIRTSCHAFTLICH
Bei den automatischen Prozessen werden Reiniger
und Öl exakt und sparsam dosiert, sodass Dosierfehler

und Kosten reduziert werden können.



Tvp 2:

2 feste, motorisierte INTRmatic Adaper, 1 Station für einen Turbinenadapter

459 088 | 1 Stck. | € 2.980,00 € 1.829.00

Tvp 3:

3 feste, motorisierte INTRmatic Adapter

459 089

| 1 Stck. | € 3.150,00

€ 1.999,00

NUTZERFREUNDLICH

Das optimal aufgeteilte Display des STATMATIC smart zeigt Programminformationen an und ermöglicht einfache Bedienung.



PLAT 25 PAKEND

Durch sein kompaktes Design spart der STATMATIC smart
wertvollen Platz in Ihrem Aufbereitungsraum. Zudem
können der USB-Stick und Testadapter praktisch und platzsparend unter der Abdeckung direkt im Gerät auf-



bieten Flexibilität und können somit den unterschiedlichen Ansprüchen von Instrumenten und Praxen, sowie deren individuellen Abläufen, entsprechen, Zusätzlich verfügt das Gerät über eine separate Düse für die Pflege



Vier verschiedene Reinigungs- und Pflegeprogramme



SciCan



BRAVO™ G4 Kammerautoklav

Instrumente werden innerhalb von 33 Minuten sterilisiert und getrocknet. Der 17-l und 22-l Autoklav kann mit 3 Kassetten oder 5 Trays und der 28-l $mit\,4\,Kassetten\,oder\,6\,Trays\,beladen\,werden.$

Technische Daten: Maße: 60 x 48 x 45 cm Erforderliche Abstände: 2 x 2 x 7 cm

PRV-Wert: 2,4 bar Elektrische Nennwerte: 220 – 240 V ~ 50 Hz,

10A, 220 - 240 V ~ 60 Hz, 10A

104, 220 – 2400 V = 00 H2, 100 Nennleistung: 2300 W Gewicht (ohne Wasser) 17-l – 51 kg, 22-l – 52 kg, 28-l – 53 kg Max Wasserverbrauch: 17-l – 600 ml/Zyklus, 22-l – 750 ml/ Zyklus, 28-l – 950 ml/Zyklus

Die Auslieferung erfolgt direkt durch den Hersteller. Die Einweisung durch SciCan ist im Preis enthalten.

17-l 759 090

| 1 Stck. | **€ 4.980,00**

€ 3.099,00 22-I

759 091 | 1 Stck. | € **5.580,00**

€ 3.499,00

28-I

759 092 1 Stck. | € 6.280,00

€ 3.999.00



Intelligente und

effiziente Funktionen Etsente Zykus-Zeiten Instr



Verschiedene Befülloptionen







(V) EN 13060 - konform





Bravo Mikromotor Portable II

- · Arbeiten ohne Steckdose, ideal bei Hausbesuchen
- · Stufenlos regelbarer Motor mit Vorund Rückwärtslauf (0 – 25.000 U/min)
- Geeignet für jedes Standardhandund -winkelstück mit planem Aufnahmeschaft ohne Intraspray und ohne Lichtleiter
- Nur für extraorale Arbeiten
- Lässt sich platzsparend am Gürtel befestigen
- · Aufladbarer, langlebiger Akku, Aufladezeit 6 Stunden, bis zu 8 Stunden reine Arbeitszeit

komplett mit Motor, Gürteltasche und Aufladegerät (ohne Handstück) 022 097 | 1 Stck. | € 520,00









Etagenwagen

Technische Daten: Gesamtmaß: 46 x 36 x 79 cm Ablagefläche: 38 x 28 cm Lieferzeiten möalich!

Etagenwagen

Etagenwagen

598 061 | 1 Stck. | € 219,00 € 149,00

mit montierter Steckdose 598 069 | 1 Stck. | € 245,00







Keion wireless Tastatur und Maus

- Desinfizieren und reinigen Sie schnell und unkompliziert
- Echte Scherentasten bieten Ihnen eine ausgezeichnete Taktilität
- Kabellose Version mit Bluetooth und 2,4 GHz-Adapter
- Tastenüberstand: nur 0,5 mm
- Material: 100% Silikon + ABS-Gehäuse
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
- Unterstütztes Betriebssystem: Android, Windows, Mac OSX
- IP-Klassifizierung: IP68 Wasser- und Staubschutz
- Zertifizierungen: CE, IP68, RoHS, EN60601-1-1
- Tastatur: 108 Tasten
- Größe: 44,3*13,1*1,6 cm
- Kapazität der Batterie: 1.000mAh
- Maus: 3 Tasten Größe: 12*6,5*3,7 cm
- Kapazität der Batterie: 500 mAh

Keion wireless Tastatur und Maus 159 012 | 1 Stck. | € 195,00





Kabellose, medizinische Tastatur mit Maus

rein medical



Asbadent+ Schallzahnbürste

- 40.000 Schwingungen
- Gründliche und schonende Reinigung
- Effektive Plaque Entfernung für natürlich weiße Zähne
- 4 verschiedene Bürsteneinstellungen: clean, soft, whiten, massage
- 2 Minuten Timer mit 30 Sekunden Intervall

Asbadent+

859 825 | 1 Stck. | € 49,00

Ersatzbürsten, 3 Stck. 859 826 1 Stck.

€8,90







Exklusiv



Lupenbrille / Lupenbrille Super Scope

Sigma Standardlupe:

- Stirnbandlupe für den kurzzeitigen Einsatz
- Auch für Brillenträger geeignet
- Hartvergütete Kunststofflinsen
- Auf jede Kopfgröße einstellbar dank Klettverschluss
- · Geringes Gewicht für hohen Tragekomfort

2,5-fach vergrößernd

005 930 | 1 Stck. | € 44,60

4-fach vergrößernd

005 931 | 1 Stck. | € 44,60

€ 34,00







- Stirnbandlupe für den kurzzeitigen Einsatz

- dank Klettverschluss
- Geringes Gewicht für hohen Tragekomfort

| 1 Stck. | € 145,00





Maße (H x B x T): ca. 362 x 112 x 123 mm

Lieferumfang:

- Batterie-Set
- Universal-Schlauchpumpe und Adapter-Set mit Ein- und Ausdrehhilfe sowie keimarmer Flaschenbelüftung

Sensorspender 1000

| 1 Stck. | € 159,00 100 785

Netz-Adapter

159 742 | 1 Stck. | € 24,00









MICROLUX Diagnostik-Licht

Zur Diagnose von Karies und Zahnstein

- Macht Wurzelkanaleingänge und Frakturen sichtbar
- · Keine Röntgenbelastung
- Kabellos (batteriebetrieben)
- Vielfältiges Zubehör zum universellen Einsatz
- Passt für alle bestehenden Microlux-Anschlüsse
- Betrieb mit zwei Batterien Typ AAA

Microlux

Handhabung: runde Form Druckschalter: in der Abschlusskappe

Lichtleistung: 2.500 Lux Batteriewechselanzeige: keine

Batteriespannungsregler: keine Abschaltfunktion: keine

Maße: Ø 15,5 mm, L 137 mm Gewicht: 62 g mit Lichtleiter

Microlux 2

Dreiecksform, kein Verrutschen bequem erreichbare Steuertaste hoch 5.000 Lux / niedrig 1.500 Lux zweimaliges Blinken signalisiert Batterietausch

Lichtleiter, Batterien, Clip

ja, für konstante Lichtleistung nach 7 Minuten Ø 14,6 mm, L 155 mm

68 g mit Lichtleiter

Lieferumfang:

jeweils 1 Handgerät mit schwarzem

Microlux Kit:

mit 2 mm Ansatz

| 1 Stck. | € 265,00 005 010

€ 230,00

mit 3 mm Ansatz

005 005 | 1 Stck. | € 265,00

€ 230,00



Microlux 2 Kit:

mit 3 mm Lichtleiter 005 020 | 1 Stck. | € 299,50

€ 259,00

mit 2 mm Lichtleiter

| 1 Stck. | € 299,50 005 021

€ 259.00



≡sigma DENTAL

265,- ab



Eye Special C-IV

Technische Daten: 12-Megapixel, digitaler Zoom in 10 Stufen von 1,05 - 2 fach optischer Zoom Brennweite 28 -300 mm Autofokus, automatische Belichtung Speichermedien: SD-/ SDHC-/ SDXC-Karten (max. 512 GB)

Lieferumfang:

- Eye Special C-IV mit Objektivdeckel
- 16 GB SDHC-Karte
- Videokabel
- Handriemen
- · Shofu-Graukarte • 4 AA Batterien
- Benutzerhandbuch

172 003 | 1 Stck. | € 2.695,00

€ 2.349.00







Auflicht-Stereo-Mikroskop 33263

Auflicht-Stereo-Mikroskop mit stabilem 850 mm Metall-Gelenkarm sowie 3 Feststellschrauben in den Federgelenken, beliebig verstellbar, mit stabiler Tischklemme sowie am Tisch fest montierbarem Tischfuß. Für Tischdicken bis 70 mm geeignet. Weitfeld 10x, Okulartubus links mit Dioptrieneinstellung von +/- 5 dpt, Okularmuscheln sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: Augenabstand: von 55 – 74 mm einstellbar Dioptrienausgleich: +/- 5 dpt Gelenkarmlänge: 850 mm Garantie: 2 Jahre



■ESCHENBACH



Mobiloskop S

Technische Daten: Strahlengang (abgewinkelt): 45° Sehfeld – Durchmesser: 44 / 22 mm Schärfentiefe: 22 / 10 mm, Scharfentiefe: 22 / 10 mm, Aktionsradius: 850 mm max. Tischplattenstärke (Universalzwinge): 18 – 74 mm max. Tischplattenstärke (Schraubbefestigung): 26 mm Garantie: 3 Jahre

Mobiloskop S kpl. ohne Beleuchtung | 1 Stck. | € 1.798,00 661 935

€ 1.450,00

LED Beleuchtung

| 1 Stck. | € 238,00 661 936

€ 185,00





Sattelstuhl Amazone/Jumper

Technische Daten: Höhenverstellbar von 57 – 76 cm Garantie: 2 Jahre auf das Polster, 5 Jahre auf Metallteile, lebenslange Garantie auf die Gasfeder

Die Stühle werden auftragsbezogen produziert und sind von einer Rücknahme ausgeschlossen. Die Lieferung erfolgt direkt ab Hersteller ca. 4 Wochen nach Bestelleringang. Es fallen zusätzlich Versandkosten an.

Farbe	Amazone: schmale Sitzposition	Jumper: breite Sitzposition
Nr. K05 schwarz	259 000	259 006
Nr. K85 anthrazit	259 001	259 007
Nr. K89 dunkelblau	259 002	259 008
Nr. K80 hellblau	259 003	-
1 Stck.	€ 357,00 € 299,00	€ 357,00 € 299,00







Arbeitssessel Nr. CDS 301

Technische Daten: Sitzfläche: Ø 40 x 10 cm Gewicht: 15 kg Höhenverstellbar von 51 – 69 cm Rückenlehne in drei Positionen und

in der gewünschten Tiefe einstellbar		
Farbe		
Nr. E01 siemensgrau	075 051	
Nr. E02 siemensweiß	075 050	
Nr. E03 schwarz	075 053	
Nr. E04 mintgrün	075 055	
Nr. E05 rauchblau	075 056	
Nr. E06 dunkelblau	075 048	
1 Stck.	€ 585,00 € 485,00	

Farbmuster für Nr. E01-E24: (E01-E18, E21, E25 für glatte Sitzflächen, E19, E,20, E22-E24 für genähte Sitzflächen) (Schutz-gebühr €5,- wird bei Rückgabe gutgeschrieben) 075 075 | 1 Stck. | € 5,00

520,- ab

Coral-Arbeitssessel

Technische Daten: Sitzfläche: Ø 39 x 9 cm Höhenverstellbar von 50 – 68 cm Rückenlehne in drei Positionen und 360° drehbar

unu 300 urembai	
Farbe	
Nr. E01 siemensgrau	075 065
Nr. E02 siemensweiß	075 066
Nr. E03 schwarz	075 059
Nr. E04 mintgrün	075 067
Nr. E05 rauchblau	075 068
Nr. E06 dunkelblau	075 069
1 Stck.	€ 520,00 € 399,00
	4









Euronda

Neon 2

Technische Daten:	Arbeitsstuhl	
Maße: Sitzhöhe: 450 – 620 mm Sitzbreite: 470 mm	Farbe	Neon 2
Sitzbiere: 4/0 mm Sitzbiere: 420 – 480 mm Rückenlehnenhöhe: 570 mm Ø Fußkreuz: 700 mm	Happy orange	196 901
	Mars green	196 902
	Cool grey	196 903
	Ocean blue	196 904
	1 Stck.	€ 359,00 € 299,00

Polsterelemente

1 Olsterere	meme		
Farbe	Duotec	Supertec	Kunstleder
schwarz	196 905	196 908	196 911
blau	196 906	196 909	196 912
grau	196 907	196 910	196 913
1 Stck.	€ 107,50	€ 138,00	€ 107,50

Lieferumfang:

- · Stuhlelement mit Gestell,
- Rollen für harte Böden
- farbiges Flexband und Mechanik

Die Stühle werden auftragsbezogen produziert und sind von einer Rücknahme ausgeschlossen. Die Lieferung erfolgt direkt ab Hersteller ca. 4 Wochen nach Bestell-eingang. Es fallen zusätzliche Versandkosten an.

Option Arbeitsstuhl montiert in Schutzhülle

| 1 Stck. | € 15,00 196 914

Option Fußkreuz in Aluminium 196 915 | 1 Stck. | € 15,00

Genaue Informationen finden Sie unter www.mwdental.de










Bitte beachten Sie:

Das Polsterelement ist individuell und daher nicht im Lieferumfang enthalten. Zum Arbeitsstuhl gewünschtes Polster separat dazu bestellen!

ardec 300 Radius Behandlungseinheit



5 Jahre Garantie

Intelligente Ergonomie

Unübertroffene Zugänglichkeit für Sie bei maximalen Komfort für Ihre Patienten. Wechseln Sie ganz einfach, in Sekunden, zwischen Links- und Rechtsbetrieb

Nydraulischer Patientenstuhl

Belastung bis zu 1 Tonne getestet 10 Jahre Garantie auf Hubzylinder

LED Leuchte

Optimale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes

Perfekte Hygiene

Maximale Sicherheit durch Bottle System

Polsterfarben frei nach

A-dec Polstermuster auswählbar



Paket Elektro bestehend aus:



• 1 x Acteon Newtron LED ZEG



€ 4.900,-



Mehrpreis Zusatzausstattung / Arztelement:

Luftmotor Ti-Max X 205L

mit Licht

€ 495,-

LED-Kupplung

• für KaVo MULTIflex LUX

€ 195,-

Patientenstuhl

• genähtes Polster/Louge Polster

€ 1.090,-

Dürr Dental Amalgamabscheider CAS 1

€ 2.900,-

Dürr Dental Mundspülbeckenventil € 1.100,-



BRANDNEU BEI **PHOLON**

andec 500 Radius Behandlungseinheit



Sie sind interessiert an A-dec Behandlungseinheiten. Sie wollen sich selbst von der Qualität und Anmutung des Weltmarktführers überzeugen? Gerne empfangen wir Sie persönlich in unserer Ausstellung.

Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin mit unseren Beratungsspezialisten unter 0 15 20 / 6 19 49 86 – wir sind nur einen Telefonhörer von Ihnen entfernt.



Röntgengeräte von (ACTEON





Sie sind Interessiert an den Produkten der Firma Acteon oder unserem Aktionsbundle? Unsere Spezialisten erreichen Sie für Rückfragen unter

Tel. 0 15 20 / 6 19 49 86

Röntgengeräte von KAVO



Digitalisierungspaket mit KaVo OP 3D Pan (Panorama Röntgen nachrüstbar auf 3D)

Greifen Sie von jedem Behandlungszimmer mit der KaVo CLINIVIEW™ Mobile App drahtlos auf die KaVo 2D-Röntgensoftware zu. Sparen Sie sich die aufwendige Verkabelung der Praxis sowie die Anschaffung mehrerer Computer.

Zusätzlich enthält unser Paket ein Apple** iPad für die CLINIVIEW™ Mobile App sowie einen passenden Router für das drahtlose Netzwerk in Ihrer Praxis.



- * Im Lieferumfang ist der KaVo 2D Prüfkörper enthalten! Zuzüglich eventuell anfallender Kosten für die Installation und Anbindungen der Röntgensoftware und Hardware an Ihre bestehende Praxis-EDV. Gegebenenfalls Entsorgung des Altgerätes.

 Aktionspreis-Artikel, daher nicht rabattierbar. Von Rücknahme und Umtausch ausgeschlossen. Alle Preise zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt.
- ** Apple und iPad sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. Apple ist kein Teilhaber oder Sponsor dieser Aktion.

Für weitere Informationen zum Thema Röntgen und zum technischen Service wenden Sie sich an:

Tel. 0 15 20 / 6 19 49 86

MINISTAR S

Technische Daten: Maße (B x H x T): Maße (B x H x T): 500 x 210 x 400 mm Leistung: 230 V, 750 W Arbeitsdruck: 0,5 – 4,0 bar Gewicht: 9,0 kg Garantie: 3 Jahre MINISTAR S 366 951 1 Stck. | € 1.550,00 € 1.299,00



SPAREN













RS wash

Technische Daten Spannung: 24 V Leistung: 120 W Maße (H x B x T): 230 x 270 x 450 mm Maise (H x B x 1): 250 x 270 x 450 mm Gewicht: 8 kg Volumen (H x B x T): 130 x 75 x 60 mm Netzwerk Kompatibilität: WLAN/LAN, Touchpanel: 5,8" Garantie: 1 Jahr

RS wash 566 939

1 Stck. | € 2.900,00 € 2.598,00 SPAREN







Asiga MAX UV 3D-Drucker

Technische Daten:
Maße (B×T x H): 260 x 380 x 370 mm,
119 x 67 x 75 mm (Bauraum)
Lichtquelle: HD UV-LED Beamer
Wellenlänge: 385 nm
xy-Auflösung / Pixelgröße: 62 μm
Schichtdicke:
stufenlos in Schritten von 1 μm
Nettungle February Meil Netzwerk: Ethernet, WiFi Datenformate: STL, SLC, STM Composer Software: lizenzfrei Gewicht: 17,5 kg

Asiga MAX UV 3D-Drucker 566 900

1 Stck. | **€ 9.948,00** € 8.448.00

AKTION INKLUSIVE INSTALLATION

UND EINWEISUNG VOR ORT SOWIE 1L-TRAY, 1 ASIGA TRAY-BOX & KOSTENLOSEN SUPPORT!





SPAREN





Erkopress_ motion

Technische Daten:
Spannung: 220 – 240 V
Leistung: 380 W bzw. 440 W für ci
Maße (H x B x T): 32 x 35 x43 cm
Ø Follien: 120 mm
Follienstärke: 0 – 5,5 mm
Arbeitsdruck: 6 bar
Gewicht: 18,9 kg bzw. 21,3 kg für ci
Garantie: 2 Jahre

Erkopress_motion 119 978

1 Stck. | € 2.640,00

€ 2.248,00



15% SPAREN

2.640,-



ERKODENT[®]

Easy Waxer

- Besonders kurze Aufheizrate
- Vergrößerter Temperaturbereich bis 190 °C
- Einfache und stufenlose Temperaturregelung
- Schnelle Reaktionszeit der Sonde
- Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis
- Stromsparende Ein/Aus-Schaltung
- Garantie: 1 Jahr (ausgenommen Verschleißteile)

Easy Waxer

260 901 | 1 Stck. | € 156,00

€ 128,00

Easy Waxer duo

inkl. 2 Handstücken, 2 Handstückklemmen und den Modellierspitzen PKT 1 und 2

260 902 | 1 Stck. | € 239,60





156,- ab 128,-



Silent compact

Technische Daten: Netzspannung: 220 – 240 V / 50 / 60 Hz Leistung: 490 W Maße (B x H x T): 245 x 440 x 500 mm Saugleistung (max.): 2500 l/min Geräuschpegel: 55 dB (A) Füllvolumen Staubschublade: ca. 2,6 l Garantie: 3 Jahre

inkl. 2 m Saugschlauch und 2 Endmuffen 661 928

1 Stck. | € 1.145,00 € 998.00

SPAREN

> Einzelplatzabsaugung





1.145-



Gipstrimmer MT 3

MT 3 mit Klettfix-Scheibe 561 926

| 1 Stck. |

€ 749,00

€ 668,00

MT 3 mit teildiamantierter Marathon Trimmerscheibe

561 927 | 1 Stck. | € 1.320,00

€1.178,00

Technische Daten: Technische Daten:
Netzanschluss: 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Aufnahmeleistung: 1.300 W
Maße (B x H x T): 305 x 330 x 410 mm
Drehzahl: 2.880 U/min.
Gewicht: 13,2 kg

Garantie: 3 Jahre



749, - ab

BIS ZU SPAREN



Nasstrimmer

SPAREN

Basic classic

- Wirtschaftliches Arbeiten mit der speziellen Mischkammertechnik (Venturi-Prinzip)
- Präzises Abstrahlen durch optimale Ausleuchtung der Strahlkammer mittels LED-Technik
- Gute Bewegungsfreiheit in der geräumigen Strahlkammer (14 l)

Technische Daten: Arbeitsdruck: 1 – 6 bar Anschlussdruck max.: 8 bar Netzspannung: 230 V, 50/60Hz Luftverbrauch: 98 I/Min. bei 6 bar Leistungsaufnahme: 16 W Strahlkammervolumen: 14 I Maße (B x H x T): 355 x 270 x 415 mm Gewicht: 6,5 kg

Gerät mit 2 Tanks:

1 x 25 - 70 μm, 1 x 70 - 250 μm 561 937

1 Stck. | € 1.075,00

€ 915,00





> Feinstrahlgerät





Waxlectric II

mit 2 Heizgriffen und je 1 Sonde klein und groß 461 973

1 Stck.

| € 375,00 € 309.00







SIMPLEX 3D Filament-Drucker

SIMPLEX 3D Filament-Drucker 861 930

| 1 Stck. | € 2.968,00

€ 2.299,00

Technische Daten: Spannung: 90 – 264 V Temperaturbereich: Düse 180 – 260 °C /

Druckplatte 50 - 110 °C

Druckgeschwindigkeit: 50 – 200 mm/s Software: SIMPLEX sliceware Dateiformat: OBJ, STL, CWPRJ

Positionsgenauigkeit: 4 x 4 x 2 µm Gewicht: ca. 16,3 kg Maße (B x H x T): Bauraum 250 x 200 x

200 mm / Gehäuse 406 x 350 x 385 mm / Außenmaße 415 x 500 x 635 mm Düse: 0,4 mm Filament: 1,75 mm

2.968,



POWER Steamer

POWER Steamer I

861 939

| € 1.620,00 1 Stck.

€ 1.298,00 POWER Steamer II

861 940

| € 2.430,00 1 Stck.

€ 1.948,00

Bitte beachten Sie, dass es zu längeren Lieferzeiten kommen kann!



SPAREN

Technische Daten Technische Daten:
Netzspannung: 220 – 240 V / 50/60 Hz,
Leistung: 2000 W
Druckbehältervolumen: 41
max. Füllmenge: 31
Arbeitsdruck: 4,5 bar
Anschlussdruck: 4 – 5 bar (für Steamer II)
Maße (8 x H x T): 370 x 422 x 350 mm
Gowlichts: 0,5 ks // Stoamer II) Gewicht: ca. 9,5 kg (Steamer I), ca. 10,1 kg (Steamer II)

1.620,- ab



VIBROMAT

VIRROMAT

164 907 | 1 Stck. | € 538,00

Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung: 150 W
Maße: (H x B x T): 125 x 300 x 170 mm







ROTOGRIND MINI

ROTOGRIND MINI inkl. SiC-Scheibe 064 913 1 Stck. | € 1.395,00



Technische Daten: Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung: 1.300 Watt
Maße (H x B x T): 310 x 310 x 400 mm
Gewicht: 20 kg
Drehzahl: 3.000 U/Min. Gehäuse: Edelstahl Garantie: 2 Jahre

VACURET DIGIT

VACURET DIGIT 164 906

1 Stck.

| € 1.860,00 € 1.488.00

Technische Daten: Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V/50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung: 600 W
Maße (H×B×T): 290 × 155 × 285 mm
Maße inkl. Ständer (H×B×T):
710 × 220 × 360 mm
Netwummax 2004

Vakuum: max. 98% Gewicht: 8 kg / 15 kg inkl. Ständer Drehzahl: variabel 200 – 600 U/min. Garantie: 2 Jahre







SPAREN







STEAMY MINI

- Ideal für kleine Labore und Mehrplatzanwendungen
- Kurze Aufheizzeit und bis zu € 70,- Stromkosten sparen durch im Tank integrierte direkte Heizung
- Isolierte, ergonomisch geformte Dampfpistole
- · Optionale Dampfdüsendüsen, Reinigungssieb und Bürsten erhältlich

SPAREN

STEAMY MINI Gerät

064 930

| 1 Stck. | € 1.280,00



Iecnnische Daten: Spannung: 230 V/50 – 60 Hz Leistung: 1.200 W Gewicht: 8 kg Temp/Druck: 150 °C/4,5 bar Volumen: 3,5 I Maße (Hx BxT): 280 x 330 x 330 mm

Technische Daten:







PROTOFRESH

- · Hohe Reinigungsleistung durch Links- und Rechtsdrehung
- Zeit individuell einstellbar über digitalen Timer
- Drehzahl stufenlos regelbar bis zu 3.000U/min.
- · Lieferung inkl. Becher und 1 l Reinigungsflüssigkeit und 5 mm-Nadeln

Protofresh 264 900

| 1 Stck. | € 928,00

Technische Daten: Netzanschluss: 230 V/50 – 60 Hz Aufnahmeleistung: 150 W Becher-Maße: Ø 10 x H 8 cm Becher-Volumen: ca. 0,6 l Abmessungen (B x H x T): 22,5 x 23,5 x 22,5 cm Gewicht: 7 kg Garantie: 2 Jahre

Prothesenreiniger









Programat P510 G2

Technische Daten: Brenntemperatur max.: 1.200°C Garantie: 3 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch Netzkabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), USB-Download-Kabel, Programat-USB-Stick, Programat-WLAN Kit

452 911 | 1 Stck. | € **5.530,00** € 4.695.00

Vakuumpumpe VP3 easy

751 969 1 Stck.

€ 699,00 € 598,00

ivoclar



ivoclar



Programat P710 G2

Brenntemperatur max.: 1.200°C Garantie: 3 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), USB-Download-Kabel, Programat-USB-Stick, Programat-WLAN Kit, A-D-Farbschlüssel, DSA-Holder Kit

452 912 | 1 Stck. | € 6.990,00 € 5.899,00

Vakuumpumpe VP3 easy

751 969 1 Stck. € 699.00

€598,00



ivoclar



6.990.





452 913 | 1 Stck. | € 8.290,00 € 6.999,00

Vakuumpumpe VP5 318 952

| 1 Stck. | € 1.080,00

€ 899,00



ivoclar

52

FP 1010



Programat EP5010 G2

Technische Daten:Brenntemperatur max.: 1.200°C
Garantie: 3 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), Muffelabkühlgitter, USB-Download-Kabel, Programat-WLAN Kit

452 914 | 1 Stck. | € 10.760,00

€ 8.999,00

Vakuumpumpe VP5 318 952

€ 1.080.00 | 1 Stck. |

€899.00



ivoclar





Programat S2

Technische Daten: Brenntemperatur max.: 1.600°C Garantie: 2 Jahre

Programat S2, Programat Temperatur Kalibration Set Starter Kit, Sintertisch, Programat Dosto-Tray, Sintertischgabel, Garantiekarte, Kurz-Bedienungs anleitung, Ethernet Kabel, USB Stick, Netzkabel, div. Zubehör und Informationsmaterial

443 953

| 1 Stck. | € 12.890,00

€ 11.350,00

Vakuumpumpe VP5

1 Stck. 318 952

€ 1.080.00



ivoclar



VITA VACUMAT 6000 M/MP

VITA VACUMAT 6000 M:

Premium Brennofen für alle dental-keramischen Brände.

anthrazit (1.)

189 901 | 1 Stck. | € 2.865,00 € 2.299,00

karminrot (2.)

289 916 1 Stck. | € 2.895,00 € 2.319,00

himmelblau (3.)

289 917 | 1 Stck. | € 2.895,00 € 2.319.00

tiefschwarz (4.)

289 918 | 1 Stck. | € 2.895,00

türkisblau (5.)

289 919 | 1 Stck. | € 2.895,00 € 2.319.00

verkehrsweiß (6.) 289 920 | 1 Stck. | € 2.895,00

€ 2.319,00

VITA VACUMAT 6000 MP:

Kombipressofen für alle auf dem Markt vorhandenen keramischen Materialien, kann als Press- und Brennofen eingesetzt werden.

anthrazit

189 903 | 1 Stck. | € 4.270,00

€ 3.399,00

Zubehör:

vPad comfort

189 999 | 1 Stck. | € 1.425,00 € 1.149,00


vPad excellence

| 1 Stck. | € 1.895,00 189 990

€ 1.549.00

189 908 | 1 Stck. | € 849,00

€ 699,00







Garantieverlängerung um 1/2 Jahr!

Von 24 auf 30 Monate – jetzt sichern!







3.





vita ab 2.299,-



ALT **GEGEN NEU**

Dentsply Sirona kauft Ihren tüchtigen Keramikofen inkl. Pumpe zu einem Mindestpreis von € 500,- bei Kauf von einem neuen Multimat CUBE / CUBE Press höheren Restwert unterbreitet ein individuelles Angebot.

Multimat CUBE press

Aktionspaket 1:

Multimat CUBE + Vakuumpumpe 088 962 | 1 Stck. | € 5.600,00

€ 4.999,00

Aktionspaket 2:

 $Multimat\ CUBE\ press + Vakuumpumpe$

088 961 | 1 Stck. | € 6.850,00

€ 6.109,00





Polymax 5

- \bullet Temperaturbereich stufenlos bis 95 °C
- Stufenlos regelbarer Druck von 3 6 bar
- Besonders großes Drucktopfvolumen
- Geeignet zur Aufnahme von großen Artikulatoren, 3 Messingküvetten mit Bügel oder 4 Castdon-Küvetten
- Druckschlauch und Wasserablaufschlauch inklusive

Technische Daten Spannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 900 W
Druck: 3 – 6 bar (variabel)
Gewicht: 15,6 kg
Maße (H x B x T):
310 x 340 x 400 mm Drucktopfdurchmesser: 220 mm Drucktopftiefe: 174 mm

Polymax 5 rot

115 916 | 1 Stck. | € 2.499,00

€ 2.099,00

Polymax 5 silber

313 271

| 1 Stck. | € 2.499,00

€ 2.099,00





Labolight DUO

Labolight DUO kpl.

147 936

| 1 Stck. | € 2.765,00

€ 1.699,00





K-POWERgrip/K-Control TLC

Technische Daten:

Drehzahlbereich: 1.000 – 50.000 U/Min. Max. Drehmoment: 7 Ncm Rundlaufabweichung: < 0,02 mm Lüfter: geschlossenes System Antriebssystem: kollektorloser Motor Gewicht: 240 g Länge: 163 mm Kabellänge: 1,98 m Garantie: 1 Jahr

Kniesteuerung:

K-POWERgrip TLC-Steuergerät (Knie) inkl. Steuergerät TLC, K-POWERgrip-Handstück und Handstückablage 182 981 | 1 Set | € 1.885,00

Aufftischsteuerung:

K-POWERgrip/TLC-Steuergerät (Auftisch) inkl. Steuergerät TLC, K-POWERgrip-

BIS ZU SPAREN

Fußsteuerung:

K-POWERgrip/TLC-Steuergerät (Fuß) inkl. Steuergerät TLC, K-POWERgrip-Handstück und Handstückablage | € 1.885,00 182 983 1 Set

K-POWERgrip-Handstück EWL 4941 182 984 | 1 Stck. | € 1.249,00

€ 1.499,00

Handstück und Handstückablage 182 982 1 Set | € 1.885,00 € 1.499,00







K-ERGOgrip/K-Control TLC

Ergonomie:

- Gelenkschonend
- · Leicht und gut ausbalanciert

Leistung:

- Hohes Drehmoment von 7 Ncm
- Drehzahl bis 50.000/min

Qualität:

- · Lange Lebensdauer
- Einfacher Kugellagerwechsel

Technische Daten:

Drehzahlbereich: 1.000 – 50.000 U/min⁻¹ Max. Drehmoment: 7 Ncm Abgabeleistung: 160 W Länge Handstück: 140 mm Garantie: 1 Jahr

Kniesteuerung:

inkl.TLC-Steuergerät, K-ERGOgrip-Handstück, 2 Griffhülsen und Handstückablage

| 1 Set | € 1.998,00 182 993

€ 1.499.00

BIS ZU SPAREN

Fußsteuerung:

inkl.TLC-Steuergerät, K-ERGOgrip-Handstück, 2 Griffhülsen und Handstückablage

| € 1.998,00 182 994 | 1 Set

€ 1.499,00

Auftischsteuerung:

inkl. TLC-Steuergerät, K-ERGOgrip-Handstück, 2 Griffhülsen und Handstückablage

182 995 | 1 Set | € 1.998,00 € 1.499,00

K-ERGOgrip Handstück, einzeln | 1 Stck. | € 1.298,00 182 996





1.998,-



Eltropol 300 Glänzgerät

Technische Daten Maße (B x H x T): 400 x 452 x 275 mm Fassungsvermögen/ Inhalt: 2 l Gewicht: 10 kg Netzspannung: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Eltropol 300 Glänzgerät

| 1 Stck. | € 2.940,00 234 904

€ 2.339.00









POWER TRIMM VD select

Technische Daten: Spannung: 220 V Drehzahl: 2800 U/Min. Gewicht: 21 kg Maße (H x B x T): 38 x 39 x 37 cm

 $PowerTrimm\,VD$

300 907 | 1 Stck. | € 890,00

€ 785,00

€ 345,00

Trimmerscheibe volldiamantiert 300 908 | 1 Stck. | € 390,00





Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung: 1.100 W
Maße (H + 8 FT): 290 x 330 x 330 mm
Gewicht: 9 kg
Druck: 0 – 4 bar
Tankvolumen: 3,5 I
Garantie: 2 Jahre

VaporBoy 000 994

| 1 Stck. | € 998,00 €748,00



RÜTTLER

Rüttler 100 W 230 V / 50 Hz 150 W 1,5 A 140 x 140 x 115 mm Rüttler 150 W 230 V / 50 Hz 400 W 2,5 A 210 x 140 x 115 mm Technische D Spannung: Leistung: Strom: Maße (B x H x T): Gewicht 5 kg 1 Jahr 10 kg 1 Jahr Garantie

Rüttler 100 W

094 950 | 1 Stck. | € 228,00

€ 168,00

Rüttler 150 W

094 951 | 1 Stck. | € 289,00

€ 215,00







BIS ZU SPAREN

K-60 MASTER

Hochleistungs-Mikromotor für den gesamten Laboralltag. Durch das ergonomisch geformte Handstück, wird das Gewicht gut verteilt, was für ein ermüdungsfreies Arbeiten sorgt.

- · Als Knie- oder Tischversion anwendbar
- Automatiklauf
- Drehzahl einstellbar von 1.000 60.000 U/Min.
- Vor- und Rücklauf
- Bürstenloses und leichtes Handstück
- Geringe Vibration, hochwertige Kugellager
- Höchstes Drehmoment mit 16 Ncm
- Schnellspanner
- Servicefreundlich (einfacher Lagerwechsel)









Steuereinheit (Knie), Handstück mit Kabel, Fußschalter, Handstückablage **094 952** | 1 Stck. | € 989,00





SANDBLASTER

Technische Daten:
Spannung: 220 – 230 V
Leistung LED: 10 W
Maße (H × B YT) 380 x 430 x 400 mm
Maße Saugstutzen: Ø-außen 35 mm,
Ø-innen 32 mm, L = 40 mm
Arbeitsdruck 1 = 7 bar
Strahltank Füllmenge: ca. 700 g
Gewicht 13 d Gewicht: 13 kg Garantie: 1 Jahr

Sandblaster

700 940

| 1 Stck. | € 699,00

€ 535,00

Zubehör finden Sie unter www.mwdental.de











Induktionsheizgerät zur Erwärmung von Wachsmessern, Sonden und anderen dentalen Instrumenten.

Technische Daten: Spannung: 230 V Leistung: 100 W Maße (H x B x T): 95 x 92 x 270 mm Gewicht: 550 g Garantie: 1 Jahr

Indu-Heat

300 905 | 1 Stck. | € 239,00

€ 199,00

Schutzkappe 300 906 | 1 Stck. |

€4,20

€3,35





BESTELLSCHEIN





Beruf/Praxis	
Name/Vorname	
Straße/Hausnummer PLZ	Ort
Telefon	Telefax (falls Faxangebote erwünscht)
Unterschrift	E-Mail (falls Newsletter erwünscht)
Lieferung: schnellstmöglich am	
Fax-Seite von	Seiten insgesamt

M+W Kundennummer:

bestellt von (Name/Vorname):

Unsere aktuellen Angebote

finden Sie einfach auf einem Blick unter: www.mwdental.de/kataloge



GEBEN SIE **»AKTIONSKATALOG«** BEI IHRER FAX- ODER TELEFONBESTELLUNG AN.



FREEFAX AN: 00 800 / 88 00 80 01

BESTELL-HOTLINE: 0 60 42 / 88 00 88

ODER PER POST AN: M+W DENTAL, REICHARDSWEIDE 40, 63654 BÜDINGEN

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl Stck./Pckg.	Einzelpreis €	Gesamt €



TOP-ANGEBOTE!





Vacuklav 40B+ Evolution Austauschpaket

Lieferumfang:

- MELAG Vacuklav 40 B+ Evolution
- Festwasseranschluss
- Halterung E Plus (kurz) mit: 6 Standard-Tabletts (29 x 19 cm) 2 Tabletts (schmal, 27 x 11 cm)
- MELAflash CF-Card

759 073 | 1 Stck. | € 7.998,00

€ 6.750.00









SPAREN

Vacuklav 30B+ Austauschpaket

Lieferumfang:

- MELAG Vacuklav 30 B+
- Festwasseranschluss
- Halterung A Plus (kurz) mit: 5 Standard-Tabletts (29 x 19 cm)
- MELAflash CF-Card-Printer

759 076 | 1 Stck. | € 6.499,00

€ 5.490,00



6.499,-



SPAREN

BEIM KAUF VON 3 INSTRUMENTEN NACH WAHL (PRIME LINE, ECO LINE) ERHALTEN SIE **15% RABATT!**

ECO LINE HAND-UND WINKELSTÜCKE

Glasstablichtleiter (40.000 Lux) mit glatter, chrombeschichteter Außenhülle. Thermodesinfizierbar und autoklavierbar. Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenom

ECO LINE Winkelstück:

LE15L rot, Übersetzung 1:5, FG-Schaft, 200.000 U/min, 3-fach Spray, mit Licht 200 050 | 1 Stck. | € 595,00

LE11L blau, Übertragung 1:1, WST-Schaft, 40.000 U/min., einzelne Sprühöffnung, mit Licht 200 051 | 1 Stck. | €395,00



LE21L grün, Untersetzung 2:1, WST-Schaft, 20.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, mit Licht 200 052 | 1 Stck. | € 395,00

ECO LINE Handstück:

LE01 blau, Übertragung 1:1, HP Fräser, 40.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, ohne Licht 200 053 | 1 Stck. | € 250,00

LE15L € 595,- € 505,75*

LE11L € 395,- € 335,75*

LE21L € 395,- € 335,75*

LE01L € 250,- € 212,50*



PRIME LINE TURBINE

Titanbeschichtete Außenhülle 350.000 U/min Lautstäte: max. 55 dB Licht: 40.000 Lux Leistung: 25 Watt 4-fach Spray, Keramikkugellager und Hartmetallspannzange

200 040 | 1 Stck. | € 695,00 HP21SL für Sirona Kupplung 200 042 | 1 Stck. | € 695,00

HP21KL für Multiflex Kupplung

Gewicht: 69 g Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm Thermodesinfizierbar und autoklavierbar Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit 12-monatigen Verlängerung ausgenommen)

HP21WL für W&H Kupplung 200 043 | 1 Stck. | € 695,00 HP21NL für NSK Kupplung

| 1 Stck. | € 695,00



200 041

ECO LINE TURBINE

Chrombeschichtete Oberfläche 320.000 U/min Lautstärke: max. 62 dB Ausleuchtung über einen Glasfaserlichtstab Leistung: 24 Watt

HE21KL für Multiflex Kupplung 200 045 | 1 Stck. | € 395,00

HE21SL für Sirona Kupplung 200 047 | 1 Stck. | €395,00 Gewicht: 63 g Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm Garantie 18 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen)

HE21WL für W&H Kupplung 200 048 | 1 Stck. | € 395,00 HE21NL für NSK Kupplung 200 046





PULVERSTRAHLGERÄT

GLEICH PASSENDE KUPPLUNG MIT BESTELLEN



Pulverstrahlgerät: KaVo Anschluss

200 074 | 1 Stck. | € 569,00

Sirona Anschluss | 1 Stck. | € 569,00 200 075

- Ergonomische, kompakte Form
- 360° RotoGrip®-System
- 24 Monate Garantie
- KaVo und Sirona Anschluss



Unser neues 2-in-1 M+W Select Prophy Powder Sub&Supra finden Sie in den Higlights 3/2022 auf Seite 67.

erweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgen

KaVo QC6016KW 6-Loch, mit Wasserregulierung 200 061 | 1 Stck. | € 189,00

Sirona QC6016SW 6-Loch, mit Wasserregulierung 200 062 | 1 Stck. | € 189,00







Schnellkupplung nicht mit 15% Rabatt Aktion

Die Nettosonderpreise in diesem Katalog sind nicht rabattfähig und schließen unsere sonst üblichen Standard- und auch Sonder-Rabatte mit ein.

^{*} Sonderpreisen ab 3 Instrumenten (Hand- und Winkelstücke, Turbine gemischt)