

GC FUJIROCK EP - Premium Line

Die besondere Variante des Fujirock EP - Classic Line wurde speziell für die Hochpräzisionstechnik wie großspannige Implantat- und größere vollkeramische Arbeiten entwickelt. Eine verbesserte Zusammensetzung macht diesen Gips besonders strapazierfähig. Sehr anspruchsvolle Arbeiten können daher komplett auf dem Modell durchgeführt werden, von Wachsmodellationen über Gingiva Masken, Modell scannen bis zum Polieren und letzten Endes der Fertigstellung.

Farbe	4 kg	11 kg
Pastell Yellow	947 960	947 961
Polar White	947 962	-
Inca Brown	947 963	-
Titanium Grey	947 964	-
1 Pckg.	€ 38,20 € 28,60	€ 84,50 € 63,30

25%
SPAREN



38,20 ab
28,60



GC FUJIROCK EP - Classic Line

Superhartgips mit außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaften. Typ IV. Sehr fließfähig und standfest. Mit Snap-Set-Eigenschaft. Nach 30 Min. sind die Modelle entformbar.

Golden Brown:	
5 kg	147 966 1 Pckg. € 41,90 € 31,40
12 kg	147 987 1 Pckg. € 78,90 € 59,20
ab 3 Pckgn.	je Pckg. € 76,90 € 57,20
Topaz Beige:	
5 kg	147 969 1 Pckg. € 46,50 € 34,90

25%
SPAREN



41,90 ab
31,40



GC Initial LiSi Block

Vollständig kristallisierter Lithium-Disilikat-Block, der ohne Brennvorgang über optimale physikalische Eigenschaften verfügt. Die von GC für die CAD/CAM-Zahnmedizin entwickelte HDM-Technologie (High Density Micronization), sorgt für hohe Abrasionsbeständigkeit, passgenaue Ränder und ästhetische Endergebnisse. In Verbindung mit der ONE SQIN-Technik – dem malbaren Farb- und Micro-Layering-Keramiksytstem – können schnell und einfach ästhetischere Ergebnisse erzielt werden.

- Zeitersparnis, da kein Kristallisationsbrand erforderlich ist
- Langlebige Ästhetik
- Feine, passgenaue Ränder
- Natürliche Opaleszenz
- Ideale Basis für die ONE SQIN-Technik

Aesthetic Kit:

GC Initial LiSi Block, CEREC, Size 14, 1 block in 5 shades: 1 x A1 HT; 1 x A2 HT; 1 x A2 LT; 1 x A3 HT; 1 x A3 LT, GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, 1 jar in 5 shades: Lustre Paste Neutral, L-NFL 4g, Lustre Body Shade A, L-A, 4 g, Enamel Effect Shade 3, L-3, 4 g, Enamel Effect Shade 2, L-2, 4 g, Enamel Effect Shade OP, L-OP, 4 g, GC Initial IQ, Lustre Paste ONE/NF, Diluting Liquid, 8 ml, GC Initial IQ, Lustre Paste ONE/NF, Refresh Liquid, 8 ml, GC Initial Brush 00 LP, GC Initial Brush 02 LP, Mixing Dish

148 969 | 1 Kit | € 435,00
€ 279,00

Farbe	Gr. 14 HT 5 Stck.	Gr. 14 LT 5 Stck.
A1	148 970	148 974
A2	148 971	148 975
A3	148 972	148 976
B1	148 973	148 977
1 Pckg.	€ 114,80 € 73,90	€ 114,80 € 73,90
Sonderstaffel: ab 4 Pckgn. einer Variante, je Pckg.		€ 62,50 € 62,50

SONDERSTAFFEL!

Ab 4 Pckgn. einer Variante

45%
SPAREN!

NEU



ab **62,50**



Alle Preise verstehen sich zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt. Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental. * Die Angebote sind bis zum 02.01.2023 in in Deutschland gültig. Aktion nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter: **0 60 42 / 88 00 88**
Mo, Di, Do 7.30 – 17.30 Uhr
Mi 7.30 – 17.00 Uhr | Fr 7.30 – 16.00 Uhr



Online via Web:
www.mwdental.de
www.mwdental.at



Freefax:
00 800 / 88 00 80 01
(Gültig für Deutschland und Österreich)



App:
heja+
(Apple Store/Play Store)

OPTIGLAZE color

Lichthärtende, nanogefüllte und gebrauchsfertige Oberflächenversiegelung für indirekte Composite- und Acrylrestaurationen. OPTIGLAZE color verleiht Restaurationen Farbe, Oberflächenglanz sowie hohe Verschleißfestigkeit und bietet eine große Auswahl an Farben zur internen als auch zur externen Charakterisierung und ermöglicht einen natürlichen und langanhaltenden Glanz. Das gebrauchsfertige, einfach zu handhabende Produkt spart Zeit, durch die verkürzte Polierphase.

Farbe	5 ml
transparent	148 966
transparent hochviskos	148 967

Sonderstaffel:

ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 29,50

SONDERSTAFFEL!

Ab 5 Pckgn. einer Farbe

41% SPAREN!

Farbe	2,6 ml
A Plus	148 951
B Plus	148 952
C Plus	148 953
weiß	148 954
elfenbein	148 955
gelb	148 956
orange	148 957
pink-orange	148 958
rotbraun	148 959
oliv	148 960
grau	148 961
blau	148 962
lavendel	148 963
pink	148 964
rot	148 965

1 Pckg. € 50,50
€ 35,90

Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 29,50



ab **29,50**

Labolight DUO

Das multifunktionelle Lichtpolymerisationsgerät kombiniert zwei Lichthärtungsverfahren in einem. Es kann im Intervall Modus die einzelnen Compositeschichten zwischenhärten und anschließend auch Endpolymerisieren. Die integrierte doppelte Wellenlängen-LED-Technologie ist mit 12 blauen (465 nm – 485 nm) und 3 violetten (390 nm – 400 nm) LEDs ausgestattet. Dies sorgt für ein gutes Aushärten aller lichthärtenden Materialien im dentalen Bereich. Durch eine im Gerät angebrachte, reflektierende Bodenplatte wird das Licht optimal verteilt. Eine Halterung für die genaue Objektplatzierung im Gerät ist im Lieferumfang enthalten.

Labolight DUO kpl.
147 936 | 1 Stck. | € 2.250,00
€ 1.669,00

26% SPAREN



2.250,-
1.669,-



GRADIA PLUS



SONDERSTAFFEL!

Ab 5 Stück

41% SPAREN!

Weitere Infos finden Sie unter www.mwdental.de

Opaker		Heavy Body Paste		Light Body Paste	
Farbe	2 ml	Farbe	3,3 ml	Farbe	2 ml
O-Base	046 917	A1	046 929	Base E	046 951
OA	046 918	DA2	046 930	Base CLF	046 952
OB	046 919	DA3	046 931	Base D	046 953
OC	046 920	DA3,5	046 932	DW	046 954
OD	046 921	DB1	046 933	Base OD	046 955
GO-1	046 922	DB3	046 934	ODW	046 956
GO-2	046 923	DC3	046 935	Base opal	046 957
1 Pckg.	€ 43,90 € 29,50	DD2	046 936	orange	046 958
Sonderstaffel:	ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 25,90	EL	046 937	gelb	046 959
Lustre Paint		ED	046 938	rot	046 960
Farbe	0,8 ml	CLF	046 939	grau	046 961
A	046 970	PE	046 940	blau	046 962
B	046 971	ODA	046 941	milchig	046 963
C	046 972	ODB	046 942	Inlay E	046 964
D	046 973	ODC	046 943	Inlay TD	046 965
CLF	046 974	ODD	046 944	GLB-1	046 966
blau	046 975	ODW	046 945	GLB-2	046 967
grau	046 976	DW	046 946	GLB-3	046 968
creme	046 977	GHB-1	046 947	GLB-CL	046 969
lavendel	046 978	GHB-2	046 948	1 Pckg.	€ 45,30 € 30,50
CL	046 979	GHB-3	046 949	Sonderstaffel:	ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 26,50
hellrot	046 980	GHB-CL	046 950	ONE-BODY	
violett	046 981	1 Pckg.	€ 57,00 € 38,20	Farbe	2 ml
1 Pckg.	€ 49,20 € 33,50	Sonderstaffel:	ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 32,50	LB-A	046 924
Sonderstaffel:	ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 28,50			LB-B	046 925

ab **25,90**



METAL PRIMER Z

Haftvermittler, der einen starken Verbund zwischen Metallgerüsten und allen Arten von kunststoff-basierten Materialien schafft. Schnelle und einfache Verarbeitung, permanenter Haftverbund auch im feuchten Umfeld, kann mit allen Dentallegierungen, Kunststoffen und auch mit Zirkon angewendet werden.

5 ml
047 199 | 1 Pckg. | € 153,50
€ 104,90

32% SPAREN



Alle Preise verstehen sich zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt. Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental. * Die Angebote sind bis zum 02.01.2023 in in Deutschland gültig. Aktion nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter: **0 60 42 / 88 00 88**
Mo, Di, Do 7.30 – 17.30 Uhr
Mi 7.30 – 17.00 Uhr | Fr 7.30 – 16.00 Uhr



Online via Web:
www.mwdental.de
www.mwdental.at



Freefax:
00 800 / 88 00 80 01
(Gültig für Deutschland und Österreich)



App:
heja+
(Apple Store/Play Store)