

M+W HIGHLIGHTS



LABOR  GÜLTIG BIS ZUM 04.07.2022

NEU

15%
SPAREN



Informationen auf Seite 6



simplee – günstig aber gut.

Informationen auf Seite 15

10%
SPAREN



AM Edelinh Daily dental excellence.

Informationen auf Seite 39

NEU

10%
SPAREN



Informationen auf Seite 12

Folgen Sie uns auf:



@mwdentalgmbh



@mwdental_de



@mwdental_de

M+W REPAIR & CARE

Unser schneller und zuverlässiger Reparaturservice für Sie.

Wir sorgen mit unserem hochqualifizierten Reparaturservice M+W Repair & Care dafür, dass Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden und sparen Ihnen dadurch wertvolle Zeit und Kosten.

Wir reparieren für Sie:

- Hand- und Winkelstücke
- Turbinen
- Mikromotoren
- Kupplungen
- Schläuche
- ... und vieles mehr

Von folgenden Herstellern:



... und weiteren führenden Herstellern.

Ihre Instrumenten- Schläuche sind defekt?

Wir kümmern uns darum –
Schlauchreparaturen
bereits ab € 66,-!



Beauftragen Sie noch heute die Abholung Ihrer zu reparierenden Geräte – immer mit einem **kostenlosen Kostenvorschlag & einer kostenlosen Abholung**. Wir kümmern uns um Ihre Reparaturen!

Hotline: **0 60 42 / 88 00 88**
E-Mail: **repair@mwdental.de**

Bitte beachten Sie:

Aufgrund der Pauschalreparatur werden Abläufe schneller, d.h. kein Warten mehr auf den Kostenvorschlag. Dies ist auch dadurch möglich, dass durch das Konzept der Pauschalreparatur keine detaillierte Expertise zum Defekt des Instrumentes mehr notwendig ist. Auf Anfragen für eine individuelle Expertise kann nicht inhaltlich reagiert werden, da im Rahmen der Prozessabläufe eine entsprechende Erfassung nicht mehr durchgeführt wird. Auch so ermöglichen wir planbare Pauschalkosten.



NEU

**REPARATUREN
ZUM FIXPREIS***
€ 249,- ANSTELLE VON € 319,-
mit Kostenstopp-Garantie!

Laborhandstücke der Marke KaVo
(K-950 / K-10 / K-11 / K-PowerGrip / SF-4004 / SF-4005)



Code: 37
Nur gültig bis 27.05.2022



Schonen Sie die Umwelt
und lassen Sie von uns
Ihre Instrumente reparieren,
anstatt sie zu entsorgen!

Scanspray extra fine

Das Scanspray extra fine lässt sich durch die mikrofeine, homogene Struktur sehr dünn aufbringen. Es bietet eine verbesserte Haftung insbesondere auf polierten Keramiken/Metallen sowie spiegelnden Oberflächen. Besonders hervorzuheben ist ein dünner Schichtauftrag ($< 1 \mu\text{m}$) und eine vergleichsweise höhere Opazität als herkömmliche Scansprays, insbesondere aufpolierten, spiegelnden Oberflächen. Dadurch homogeneres und detailgenauerer Scanergebnis. Hohe Trennschärfe mit detailgetreuer Kantendarstellung speziell bei feinen Strukturen, für präzise Scanergebnisse. Keine Flocken- und Blasenbildung (Agglomeration), somit Reduktion von Dimensionsfehlern. Besonders ergiebig durch sehr geringen und mikrofeinen Schichtauftrag.

200 ml
061 983 | 1 Fl. | ~~€ 50,00~~
€ 44,90



50,-
44,90



10%
SPAREN

Sekundenkleber Nr. 1733 Typ 2000

Kraftvoller, schnell abbindender Universalkleber für Gips, Metall, Kunststoff und Keramik. Speziell zum Kleben von trockenem Gips (mehr als 1 – 2 Tage alt). Viskosität ca. 18 MPa.

6 Flaschen à 5 g
061 935 | 1 Pckg. | ~~€ 22,20~~
€ 20,20

1 Flasche à 10 g
061 924 | 1 Fl. | ~~€ 5,20~~
€ 4,70

6 Flaschen à 10 g
061 925 | 1 Pckg. | ~~€ 29,90~~
€ 26,90

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | ~~€ 28,90~~
€ 25,90



5,20 ab
4,70



10%
SPAREN

M+W select ZIRCON DISC

Ø 98 x 14 mm		
074 937	1 Stck.	€ 116,50 € 98,90
Ø 98 x 16 mm		
074 938	1 Stck.	€ 135,00 € 114,80
Ø 98 x 18 mm		
074 939	1 Stck.	€ 151,50 € 128,80
Ø 98 x 20 mm		
074 940	1 Stck.	€ 169,00 € 143,50
Ø 98 x 22 mm		
074 941	1 Stck.	€ 187,00 € 158,90
Ø 98 x 25 mm		
074 942	1 Stck.	€ 209,00 € 177,70



M+W Zircon Disc mit Schulter eignen sich zur Verwendung im Wieland ZenoTec System und in vielen offenen Systemen.



116,50 ab
98,90



M+W select ZIRCON DISC HT

Ø 98 x 14 mm		
274 915	1 Stck.	€ 116,50 € 98,90
Ø 98 x 16 mm		
274 916	1 Stck.	€ 135,00 € 114,80
Ø 98 x 18 mm		
274 917	1 Stck.	€ 152,00 € 129,30
Ø 98 x 20 mm		
274 918	1 Stck.	€ 171,00 € 145,50
Ø 98 x 22 mm		
274 919	1 Stck.	€ 187,00 € 158,90
Ø 98 x 24 mm		
274 920	1 Stck.	€ 209,00 € 177,70



Hochtransluzentes, isostatisch gepresstes Zirkon. Durch eine hohe Biegefestigkeit können bis zu 14-gliedrige Brückengerüste oder Voll-anatomische Restaurationen gefertigt werden. Zur Verwendung in vielen offenen Systemen.



116,50 ab
98,90



M+W select ZIRCON DISC HT ML

Hochtransluzente, 9-schichtige Zircon Disc mit hoher Transluzenz und Biegefestigkeit für bis zu 14-gliedrige Gerüste und vollanatomische Restaurationen. Die Biegefestigkeit liegt bei ca. 1100 MPa. Im Produktionsprozess werden 5 Schichten voreingefärbtes Zircon-Pulver übereinander gelegt, zwischen denen sich vier Übergangsschichten bilden. Dadurch wird ein extrem natürlicher Farbverlauf für wundervoll lebendige und natürlich wirkende Restaurationen erreicht.



Farbe	Ø 98 x 14 mm	Ø 98 x 16 mm	Ø 98 x 18 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 25 mm
A1	274 801	274 817	274 833	274 849	274 865
A2	274 802	274 818	274 834	274 850	274 866
A3	274 803	274 819	274 835	274 851	274 867
A3,5	274 804	274 820	274 836	274 852	274 868
A4	274 805	274 821	274 837	274 853	274 869
B1	274 806	274 822	274 838	274 854	274 870
B2	274 807	274 823	274 839	274 855	274 871
B3	274 808	274 824	274 840	274 856	274 872
B4	274 809	274 825	274 841	274 857	274 873
C1	274 810	274 826	274 842	274 858	274 874
C2	274 811	274 827	274 843	274 859	274 875
C3	274 812	274 828	274 844	274 860	274 876
C4	274 813	274 829	274 845	274 861	274 877
D2	274 814	274 830	274 846	274 862	274 878
D3	274 815	274 831	274 847	274 863	274 879
D4	274 816	274 832	274 848	274 864	274 880
1 Stck.	€ 169,00 € 143,50	€ 187,00 € 158,90	€ 209,00 € 177,70	€ 229,00 € 194,50	€ 278,00 € 236,50

169,- ab
143,50



MW select ZIRCON DISC UHT

Isostatisch gepresste Zircon Disc mit höchster Transluzenz und einer Biegefestigkeit von 600 Mpa für bis zu 3-gliedrige Gerüste und vollanatomische Restaurationen. 20% mehr Lichtdurchlässigkeit und über 65% höhere Festigkeitswerte als Lithium Disilikat Glaskeramik.

**15%
SPAREN**



Ø 98 x 14 mm	274 906	1 Stck.	€ 126,50 € 107,50
Ø 98 x 16 mm	274 907	1 Stck.	€ 145,00 € 123,50
Ø 98 x 18 mm	274 908	1 Stck.	€ 162,00 € 137,70
Ø 98 x 20 mm	274 909	1 Stck.	€ 181,00 € 153,90



~~126,50~~ ab
107,50

MW select COCR SUPER DISC

CoCr-Discs sind isostatisch, pulvermetallurgisch gefertigte, harte CoCr-Blanks. Die hartfräsende Kobalt-Chrom-Disc ist nickel- und berylliumfrei. Das Metall ist laserfähig und durch seine gute Homogenität leicht zerspannbar wodurch eine schnellere Fräsgeschwindigkeit ermöglicht wird. Speziell für die Anforderungen der CAD/CAM-Technik abgestimmt. Mit Schulter.

**15%
SPAREN**



Ø 98 x 12 mm	474 920	1 Stck.	€ 209,00 € 178,60
Ø 98 x 13,5 mm	474 921	1 Stck.	€ 218,00 € 185,30
Ø 98 x 15 mm	474 922	1 Stck.	€ 232,00 € 197,30
Ø 98 x 18 mm	474 923	1 Stck.	€ 269,00 € 228,60
Ø 98 x 20 mm	474 924	1 Stck.	€ 289,00 € 245,60
Ø 98 x 24,5 mm	474 925	1 Stck.	€ 299,50 € 255,50



~~209,-~~ ab
178,60

MW select ZIRCON DISC UHT ML

Hochtransluzente, 9-schichtige Zircon Disc mit höchster Transluzenz und einer Biegefestigkeit von 600 Mpa für 3-gliedrige Gerüste und vollanatomische Restaurationen, mit Schulter. Im Produktionsprozess werden 5 Schichten voreingefärbtes Zircon-Pulver übereinander gelegt, zwischen denen sich vier Übergangsschichten bilden. Dadurch wird ein extrem natürlicher Farbverlauf für wundervoll lebendige und natürlich wirkende Restaurationen erreicht. 20% mehr Lichtdurchlässigkeit und über 65% höhere Festigkeitswerte als Lithium Disilikat Glaskeramik.



Farbe	Ø 98 x 14 mm	Ø 98 x 16 mm	Ø 98 x 18 mm	Ø 98 x 20 mm
A1	274 948	274 949	274 950	274 951
A2	274 952	274 953	274 954	274 955
A3	274 956	274 957	274 958	274 959
A3,5	274 761	274 771	274 781	274 791
A4	274 762	274 772	274 782	274 792
B1	274 960	274 961	274 962	274 963
B2	274 964	274 965	274 966	274 967
B3	274 763	274 773	274 783	274 793
B4	274 764	274 774	274 784	274 794
C1	274 765	274 775	274 785	274 795
C2	274 968	274 969	274 970	274 971
C3	274 766	274 776	274 786	274 796
C4	274 767	274 777	274 787	274 797
D2	274 768	274 778	274 788	274 798
D3	274 769	274 779	274 789	274 799
D4	274 770	274 780	274 790	274 800
1 Stck.	€ 189,00 € 159,90	€ 219,80 € 185,90	€ 242,00 € 205,90	€ 264,00 € 224,80



~~189,-~~ ab
159,90

**15%
SPAREN**

Zirkon Workflow Set

Von der Weißlingsbearbeitung bis zur fertigen Restauration alles in einem Set. Alle Schritte der Bearbeitung werden mit den speziell entwickelten Instrumenten durchgeführt. Vom Raustrennen, Verputzen und Strukturieren über das Polieren und Ausdünnen der Ränder bis hin zur Endpolitur – alles aus einer Hand.

Bearbeitung des Weißlings


- 1 x 2-in-1 Polierer
- 3 KERA Keramik-Fräser

Bearbeitung der gesinterten Restauration

- 2 diamantdurchsetzte Schleifkörper (ohne Wasserkühlung einsetzbar)
- 8 ZIRAMANT-Schleifer mit Spezialdiamantierung
- 8 Diamantpolierer (grün=grob/braun=fein)
- 1 Polierbürste Borste hart
- 1 Hochglanzpolierpaste 3µ

731 991

1 Set | € 419,90
€ 355,00



15%
SPAREN

NEU



419,90
355,-

Die Instrumente sind selbstverständlich auch einzeln erhältlich

Structur CAD

Schnelle und effiziente CAD/CAM Herstellung von passgenauen temporären Restaurationen. Gute Qualität und Ästhetik für eine lange und sichere Tragedauer. Besonders geeignet für Langzeit-Previsorien und semi-permanente Restaurationen. Das Material bietet eine gute Kantenstabilität. Damit ist müheloses Polieren und Individualisieren möglich – intra- sowie extraoral. Die Verwendung eines MMA-Primers ist nicht notwendig.

Farbe	Block, 40L, 5 Stck.	Disc, Ø 98 x 20 mm
A1	075 985	075 988
A2	075 986	075 989
A3	075 987	075 990
je Pckg.	€ 80,60 € 76,60	€ 119,90 € 113,90



80,60 ab
76,60



Dosper evo

Automatisches Misch- und Dosiergerät für dünnfließende, additionsvernetzende Dubliersilicone. Das Gerät ist freigegeben für alle Dubliersilicone mit dem Mischungsverhältnis 1:1 durch die neuartige Fördermengenregulierung. Unerwünschtes Leerfördern sowie eine Verwechslung der Komponenten ist ausgeschlossen. Der Arbeitsprozess wird verkürzt und sicher und die Materialien erreichen dadurch hohe Qualitätswerte. Das Gerät ist sofort einsetzbar, sehr sparsam und somit auch für kleine Laboratorien geeignet. Materialreservoir und Verbindungsschläuche für 6-kg-Kanister sind optional erhältlich.

Technische Daten:

Maße (H x B x T): 320 x 225 x 370 mm
 Leistungsaufnahme: 250 W
 Spannung: 230 V / 50 – 60 Hz
 Gewicht: 12 kg
 Garantie: 2 Jahre

Dosper evo + Materialreservoir:

- 1 Dubliergät
 - 1 Netzkabel
 - 2 Flaschenadapter mit Schnellverschlüssen für 2 x 1 kg Dublisilflaschen
 - 5 Mischkanülen pink
 - 1 Bedienungsanleitung
- 115 934 | 1 Set | € 1.780,00



AKTION
 +
 4 FLASCHEN
 DUBLISIL 15,
 JE 1 KG A+B



1.780,-

Dublisil 15

Dünnfließendes Standardmaterial mit einer Endhärte von 15 Shore A für die komplette Dubliertechnik. Sehr leicht zu entformen mit hochflexibler Endkonsistenz.

- Hohe Formkonstanz
- Langzeitstabil
- Problemloses Entformen
- Mehrfach ausgießbar ohne Genauigkeitsverlust
- Glatte Oberfläche ohne Nachbehandlung

Übrigens:

Dublisil ist auch in weiteren Shorehärten verfügbar.

Flaschen, je 1 kg A + B

098 947 | 1 Pckg. | € 75,00
 € 71,30

Kanister mit je 6 kg A + B

098 948 | 1 Pckg. | € 398,00
 € 378,00



^{75,-}
 71,30

M+W select KOPIDUR

Transparente hartelastische Platte, verbindet sich mit Autopolymerisat.
Anwendung: Aufbiss-, Miniplast- und Retentionsschienen, prov. Kronen und Brücken, Fluorid- und Interimsschienen.



- Ø 120 mm:**
 Stärke 1,0 mm, 10 Stck.
 266 965 | 1 Pckg. | € 11,80
 € 9,90
- Stärke 1,0 mm, 100 Stck.
 366 901 | 1 Pckg. | € 109,00
 € 92,60
- Stärke 1,5 mm, 10 Stck.
 266 966 | 1 Pckg. | € 15,80
 € 13,40
- Stärke 1,5 mm, 100 Stck.
 366 902 | 1 Pckg. | € 138,00
 € 117,50
- Stärke 2,0 mm, 10 Stck.
 266 967 | 1 Pckg. | € 18,20
 € 15,50
- Stärke 2,0 mm, 100 Stck.
 366 903 | 1 Pckg. | € 178,00
 € 151,50

- Ø 125 mm:**
 Stärke 1,0 mm, 10 Stck.
 266 968 | 1 Pckg. | € 12,80
 € 10,90
- Stärke 1,0 mm, 100 Stck.
 366 917 | 1 Pckg. | € 114,00
 € 96,90
- Stärke 1,5 mm, 10 Stck.
 266 969 | 1 Pckg. | € 16,20
 € 13,80
- Stärke 1,5 mm, 100 Stck.
 366 918 | 1 Pckg. | € 145,00
 € 123,30
- Stärke 2,0 mm, 10 Stck.
 266 970 | 1 Pckg. | € 18,80
 € 15,90
- Stärke 2,0 mm, 100 Stck.
 366 919 | 1 Pckg. | € 189,00
 € 159,90



11,80 ab
9,90



M+W select KOPISOFT

Gummiartige weichelastische Folie, die sich nicht mit Autopolymerisat verbindet.
Anwendung: Mundschutz, Knirscher- schutz, Positioner und Dublierformen.



- Ø 120 mm:**
 Stärke 1,5 mm, 10 Stck.
 266 975 | 1 Pckg. | € 12,50
 € 10,60
- Stärke 1,5 mm, 100 Stck.
 766 915 | 1 Pckg. | € 112,00
 € 95,20
- Stärke 2,0 mm, 10 Stck.
 266 976 | 1 Pckg. | € 17,50
 € 14,90
- Stärke 2,0 mm, 100 Stck.
 366 916 | 1 Pckg. | € 153,00
 € 129,90
- Stärke 3,0 mm, 10 Stck.
 266 977 | 1 Pckg. | € 20,80
 € 17,70
- Stärke 3,0 mm, 100 Stck.
 766 916 | 1 Pckg. | € 175,00
 € 148,80

- Ø 125 mm:**
 Stärke 1,5 mm, 10 Stck.
 266 978 | 1 Pckg. | € 14,50
 € 12,30
- Stärke 1,5 mm, 100 Stck.
 766 917 | 1 Pckg. | € 115,00
 € 97,70
- Stärke 2,0 mm, 10 Stck.
 266 979 | 1 Pckg. | € 19,50
 € 16,60
- Stärke 2,0 mm, 100 Stck.
 766 918 | 1 Pckg. | € 156,00
 € 132,60
- Stärke 3,0 mm, 10 Stck.
 266 980 | 1 Pckg. | € 22,80
 € 19,40
- Stärke 3,0 mm, 100 Stck.
 766 919 | 1 Pckg. | € 178,00
 € 149,90



12,50 ab
10,60



M+W select KOPILEN

Diese zähelastischen Folien verbinden sich nicht mit Autopolymerisat.
Anwendung: Bleich-, Ätz- und Medikamenten- schienen, Bracket-Transfermasken, Gießmasken für prov. Kronen und Brücken, Gusskappchen und Dublierformen.



- Ø 120 mm:**
 Stärke 0,5 mm, 10 Stck.
 366 909 | 1 Pckg. | € 5,80
 € 4,90
- Stärke 0,5 mm, 100 Stck.
 366 910 | 1 Pckg. | € 50,00
 € 42,50
- Stärke 0,8 mm, 10 Stck.
 266 972 | 1 Pckg. | € 8,20
 € 6,90
- Stärke 0,8 mm, 100 Stck.
 366 907 | 1 Pckg. | € 71,00
 € 60,40

- Ø 125 mm:**
 Stärke 0,5 mm, 10 Stck.
 366 908 | 1 Pckg. | € 6,20
 € 5,30
- Stärke 0,5 mm, 100 Stck.
 766 910 | 1 Pckg. | € 52,00
 € 44,20
- Stärke 0,8 mm, 10 Stck.
 266 974 | 1 Pckg. | € 8,80
 € 7,50
- Stärke 0,8 mm, 100 Stck.
 766 911 | 1 Pckg. | € 73,00
 € 61,90



5,80 ab
4,90



M+W select KOPISOFT BLEACH

Diese elastische Folie ist speziell zur Herstellung von Bleichschienen geeignet. Sie verbindet sich nicht mit Acrylat.



- Ø 120 mm:**
 Stärke 1,0 mm, 10 Stck.
 366 911 | 1 Pckg. | € 13,50
 € 11,50
- Stärke 1,0 mm, 100 Stck.
 366 912 | 1 Pckg. | € 98,00
 € 83,30
- Ø 125 mm:**
 Stärke 1,0 mm, 10 Stck.
 366 913 | 1 Pckg. | € 13,50
 € 11,50



13,50 ab
11,50

Erkoform-3d motion

Das Erkoform-3d motion ist ein Tiefziehgerät mit automatisiertem Tiefziehvorgang. Der Einsatzbereich und die technischen Daten entsprechen bis auf ein deutlich verbessertes Touchpanel und Bedienungskonzept denen des Erkoform 3d. Die Automatik beschränkt sich auf den Tiefziehvorgang. Dies erspart den notwendigen Gang zum Gerät.

Technische Daten:

Spannung: 230 V
Leistung: 380 W
Maße (H x B x T): 315 x 350 x 370 mm
Gewicht: 13,1 kg
Garantie: 2 Jahre

Erkoform-3d motion
119 938
1 Stck. | ~~€ 1.989,00~~
€ 1.788,00



15%
SPAREN

ERKODENT®



~~1.989,-~~
1.788,-

Erkoform-3d+

Das Tiefziehgerät ist im Prinzip ein Erkoform-3d motion ohne Automatik. Eine schlagartige Anformung durch ein bereitgehaltenes großvolumiges Reservevakuum gewährleistet auch dickerem Schienenmaterial eine optimale Anformung an das Modell. Der berührungslose Sensor zur Temperaturmessung garantiert immer die richtige Materialtemperatur für den Tiefziehvorgang unabhängig von der Umgebung. Die Mittelwelligkeit der Infrarotheizung ermöglicht nicht nur ein oberflächliches Erwärmen, sondern die Materialien werden auch in der Tiefe erhitzt. Dadurch sind spannungsärmere Schienen das Ergebnis. Das programmgesteuerte Display enthält alle Erkodent Tiefziehmaterialien und führt mittels Kurzprogramm mit hochauflösenden Video. Animationen durch den Tiefzieh- und Arbeitsablauf und meldet die nötigen Arbeitsschritte. Neue Folien sowie veränderte Parameter können als Favoriten im Gerät abgespeichert werden. Erweiterbar mit dem Occluform3 zum Einprägen des Gegenbisses.

Technische Daten:

Spannung: 230 V
Leistung: 360 W
Maße (H x B x T): 315 x 350 x 370 mm
Ø Folien: 120 mm
Folienstärke: 0 – 5,5 mm
Max. Vakuum: 0,8 bar
Gewicht: 11,9 kg
Garantie: 2 Jahre

Erkoform-3d+
119 939
1 Stck. | ~~€ 1.635,00~~
€ 1.389,00



15%
SPAREN

M+W BEST DEALS
Nettopreis – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

ERKODENT®



~~1.635,-~~
1.389,-

Occluform-3

Mit diesem, in das Erkoform-3d+ und Erkoform-3d motion zu integrierenden Okkludator, kann der Gegenbiss direkt nach dem Tiefziehvorgang eingepreßt werden. Das Occluform-3 entspricht in der Funktion einem Okkludator, berücksichtigt jedoch die Maße eines Mittelwertartikulators. Die Modellfixierung ist gipsfrei, die einsäulige Konstruktion ermöglicht beste Modellzugänglichkeit. Inkl. Occ3-aM Vorrichtung zur mittelwertigen Ausrichtung eines Modells im Occluform-3 Modelltopf zum Inzisalpunkt und zur Kauebene. Die Positionierung und Artikulierung entspricht dann der eines Mittelwertartikulators.

Occluform-3
119 935 | 1 Stck. | ~~€ 449,00~~
€ 405,00



10%
SPAREN

ERKODENT®



~~449,-~~
405,-

M+W select SCANGIPS

Dieser spezielle Gips wurde für die opto-elektronische Abtastung in jedem Scanner entwickelt. Er verhindert störende Reflektionen in den definierten Wellenbereichen und macht eine nachträgliche Behandlung mit Scansprays überflüssig. Durch seine kurze Abbindezeit von ca. 9 Min. eignet sich der Gips hervorragend, um Behandlungen in nur einer Chairside Sitzung vorzunehmen.

**10%
SPAREN**

elfenbein, 5 kg
093 918 | 1 Eimer | € 28,80
€ 25,90



28,80
25,90

M+W select GIPS-ANRÜHRBECHER

Selbstreinigende, flexible Silikonbecher zum Anrühren von Gipsen und Einbettmassen, Farbe: dunkelgrün.

**10%
SPAREN**

Gr. 1, mittel, 12 cm Ø, 9 cm hoch
022 971 | 1 Stck. | € 3,95
€ 3,55
ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,50
€ 2,90

Gr. 2, groß, 13 cm Ø, 11 cm hoch
022 972 | 1 Stck. | € 4,40
€ 3,95
ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,95
€ 3,50



3,50 ab
2,90

M+W select HARTGIPS NATUR

Naturhartgips der Klasse III. Zur Herstellung von Gegenbissmodellen, Reparaturmodellen und für alle Arbeitsmodelle im Einsatzgebiet der Prothetik.

**10%
SPAREN**

blau, 25 kg
093 920 | 1 Karton | € 39,50
€ 35,50
gelb, 25 kg
093 921 | 1 Karton | € 39,50
€ 35,50
naturweiß, 25 kg
093 922 | 1 Karton | € 39,50
€ 35,50
ab 6 Kartons einer Farbe | je Karton | € 37,50
€ 33,50



37,50 ab
33,50

M+W select ORTHO-STONE

Dieser synthetische Hartgips hat einen sehr hohen Weißgrad und ist speziell zur Herstellung von Gegenbissmodellen, Reparaturmodellen und Arbeitsmodellen für die KFO geeignet. Die Modelle mit einer für diese Einsatzgebiete abgestimmten Expansion sind stabil und kantenfest.

**10%
SPAREN**

20 kg
093 927 | 1 Karton | € 43,80
€ 39,40
ab 6 Kartons | je Karton | € 40,80
€ 36,40



40,80 ab
36,40

M+W select SOCKELGIPS FLÜSSIG

Flüssiger, schnell zu verarbeitender Sockelgips. Sehr gut um mehrere Modelle auf einmal zu sockeln. Durch seine extrem gute Fließfähigkeit, lässt sich der Gips ohne Vibrieren direkt aus dem Becher blasenfrei in den Sockelformer gießen.

Farbe	5 kg	10 kg
weiß	193 970	193 975
blau	193 971	193 976
je Eimer	€ 23,50 € 21,20	€ 35,40 € 31,90
ab 3 Eimer einer Ausführung	€ 23,00 € 20,70	€ 34,90 € 31,40
ab 6 Eimer einer Ausführung	€ 22,50 € 20,20	€ 34,40 € 30,90



10% SPAREN

22,50 ab
20,20



M+W select THIXO-STONE

Synthetischer Superhartgips mit einer thixotropen Konsistenz. Er eignet sich zur Herstellung von Zahnkränzen, Einzelstümpfen und Kontrollmodellen in der Edelmetalltechnik und bei Keramikarbeiten. Besondere Eigenschaften des Gipses sind die Oberflächenglätte und die geringe Expansion. Der Gips ist mechanisch besonders hoch beanspruchbar, kantenstabil und kratzfest. Inlays und Onlays lassen sich gut auf den Thixo-Stone-Stümpfen polieren und finieren. Der Stumpf kann anschließend leicht gereinigt werden. Farbe: gelbbraun.

10% SPAREN

5 kg	093 933	1 Eimer	€ 26,20 € 23,60
20 kg	093 925	1 Karton	€ 95,20 € 85,70



26,20 ab
23,60



M+W select SYNTH-STONE

Der synthetische Superhartgips ist für alle Meister- und Arbeitsmodelle geeignet, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen, wie Säge-, Kontroll- und Meistermodelle. M+W Synth-Stone ist für die Edelmetall- und Keramiktechnik genauso anzuwenden wie zur Modellgussprothetik. M+W Synth-Stone garantiert eine glatte, kratzeste Oberfläche und harte, kantenstabile Modelle mit einer geringen Expansion. Farbe: braun.

10% SPAREN

5 kg	093 932	1 Eimer	€ 25,20 € 22,70
20 kg	093 926	1 Karton	€ 79,80 € 71,80



25,20 ab
22,70



Bite Fix One

Die Bite Fix Bissregistrierung als Einweg-Produkt zur einfachen und präzisen Registrierung von Konstruktionsbissen in der Schnarchtherapie. Nur zum einmaligen Gebrauch, nicht sterilisierbar.

Bite Fix One
543 721 | 1 Stck. | ~~€ 12,70~~
€ 11,40

10%
SPAREN

NEU



SCHEU
SCHEUGROUP

~~12,70~~
11,40

IST Gerät

Nach Prof. Hinz. Intraorales Schnarch-Therapie-Gerät zur Herstellung im Tiefziehverfahren. Die Verbindung von Oberkiefer und Unterkiefer erfolgt durch zwei, die Protrusion beeinflussende, stufenlos verstellbare Teleskope. Der Unterkiefer und somit auch die Zunge werden durch Protrusion nach vorne verlagert. Diese sind nachträglich um bis zu 5 mm aktivierbar. Befestigung der Teleskope im Oberkiefer distal/Unterkiefer mesial.

10%
SPAREN

IST Gerät Kit HF 9
266 926 | 1 Kit | ~~€ 145,60~~
€ 131,50

IST-Aufnahmeteil, inkl. O-Ringe
113 693 | 1 Stck. | ~~€ 17,90~~
€ 16,10

Teleskope HF 9
243 013 | 1 Stck. | ~~€ 68,80~~
€ 61,90

Kit bestehend aus:

- 1 Paar Teleskope HF9
- 4 Befestigungsteile mit O-Ringen
- 4 Isofolan Tiefziehfolien, Ø 125 x 0,1 mm
- 4 Duran Tiefziehfolien, Ø 125 x 2,0 mm
- 25 g Durasplint Monomer
- 20 ml Durasplint Monomer
- 1 Sicherheitsdehnschlüssel
- 4 Knopfanker 0,8 mm
- 1 Okklusionstrainer
- 1 Alastikkette
- 1 Aufbewahrungsdose und
- 2 Cetron Reinigungspulver Tütchen à 15 g



SCHEU
SCHEUGROUP

~~145,60~~
131,50

M+W select POWER TRIMM VD

Leistungsstarker Gipstrimmer mit schwingungsarmem und laufruhigem Motor. Die einstellbare Wasserzufuhr erfolgt über eine breitflächige Düsenanordnung. Die verbaute Trimmerscheibe ist volldiamantiert und sorgt für einen guten Abtrag. Zudem lässt sich die Modellauflegeplatte anwinkeln.

Technische Daten:

Spannung: 220 V
Drehzahl: 2800 U/Min.
Gewicht: 21 kg
Maße (H x B x T): 38 x 39 x 37 cm

PowerTrimm VD
300 907 | 1 Stck. | ~~€ 890,00~~
€ 709,00

Trimmerscheibe volldiamantiert
300 908 | 1 Stck. | ~~€ 390,00~~
€ 309,00

20%
SPAREN

NEU



~~890,-~~
709,-

M+W BESTDEALS
Nettopreis – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

M+W select LÖFFELPLATTEN

Mit diesen Löffelplatten wird das Anfertigen von Funktionslöffeln und Bisschablonen kinderleicht. Die vorgeformten Platten werden einfach auf das ausgeblockte und isolierte Gipsmodell adaptiert, die Überschüsse entfernt und anschließend ca. 5 Minuten lang im LC-Gerät polymerisiert. Diese Löffel sind absolut verwindungsstabil und können sofort verwendet werden. Kein stechender Monomergeruch – gleichmäßige Schichtstärke von 2,3 mm und Formstabilität sind weitere Vorteile.

**10%
SPAREN**

Farbe	OK-Platten, 50 Stck.	UK-Platten, 50 Stck.
natur	500 401	500 403
rosa	500 402	500 404
je Pckg.	€ 50,90 € 45,80	€ 50,90 € 45,80
ab 3 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 49,90 € 44,80	€ 49,90 € 44,80



49,90 ab
44,80



M+W select LÖFFELPLATTEN PREMIUM

Premium-Qualität mit 25% höherer Biegefestigkeit. Die vorgeformten Platten sind zur Fertigung individueller Abformlöffel, Erarbeitung von Basen für Bisschablonen und zur Anfertigung von Bissregistraten hervorragend geeignet. Das lästige Kleben der Inhibitionsschicht konnte deutlich verringert werden, somit wurde die Handhabung erheblich erleichtert. Der leichte Pfefferminzgeruch macht das Arbeiten sehr angenehm. Bei Tageslicht ist das Material lange zu verarbeiten, unter Halogenlicht erfolgt aber eine schnelle Aushärtung (3 – 5 Min.). Durch die ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften lassen sich sehr stabile und bruchfeste Löffel und Bisschablonen herstellen.

**10%
SPAREN**

Farbe	OK-Platten, 50 Stck.	UK-Platten, 50 Stck.
rosa	498 908	498 929
transparent	498 909	498 930
je Pckg.	€ 53,80 € 48,40	€ 53,80 € 48,40
ab 3 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 52,80 € 47,40	€ 52,80 € 47,40



52,80 ab
47,40



M+W select LC LICHTHÄRTE-GERÄT TYP I

Speziell zur Polymerisation von lichthärtenden Löffelmaterialien. Robustes, langlebiges Stahlblechgehäuse. Das Gerät ist verspiegelt, somit wird eine komplette Aushärtung, auch an untersichgehenden Stellen, erreicht. Mit Lichtschutzdeckel mit Magnethalterung. Ausreichend für 2 Löffel.

**10%
SPAREN**

Technische Daten:
Spektralbereich: 300 – 400 nm
Außenmaße (L x B x H): 235 x 145 x 90 mm
Innenmaße (L x B x H): 205 x 125 x 80 mm
Garantie: 1 Jahr

Gerät mit 3 Lampen und Lichtschutzdeckel
498 915 | 1 Stck. | € 275,00
€ 248,00



275,-
248,-



M+W select POLYLUX

Kompaktes Lichthärtegerät, hergestellt in Deutschland, zum Aushärten lichthärtender Löffelmaterialien, Ausblockmaterialien und Versiegelungslacke. Dank der ausfahrbaren Schublade einfaches Bestücken des Gerätes.

**BIS ZU
22%
SPAREN**

Technische Daten:
Leistung: 230 V/36 W/50 Hz
Röhren: 4 x 9 Watt 119 – 40 KR
Spektralbereich: 350 – 400 nm
Polymerisationszeiten: 5 Min./10 Min./
Dauerbetrieb Auswahl während der 10 Sekunden Blinkanzeige
Funktionen:
Lade öffnen – Gerät schaltet aus
Lade schließen – Gerät schaltet ein
Außenmaße (L x B x H):
240 x 210 x 105 mm
Lichttraummaße (L x B x H):
150 x 150 x 50 mm

Gerät kpl. mit 4 Standard-Röhren
115 927 | 1 Stck. | € 229,00
€ 179,00

Standard-Röhre 9 Watt
115 928 | 1 Stck. | € 8,90
€ 7,90

M+W BESTDEALS
Nettopreis – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



229,-
179,-



simplee – günstig aber gut.

JETZT DEN DAUERTIEFPREIS NUTZEN!

simplee SCAN SPRAY

Klassisches Mattierungs-Scan Spray mit einem feinen aber dichten Pulverfilm von 5 µm für den Laboralltag. Trocknet zügig nach dem Auftragen. Durch die erhöhte Dichte auch gut für das Abdecken von Metallrestaurationen geeignet. TiO2 frei. Farbe: weiß.

200 ml
093 994 | 1 Dose | € 19,90



19,90

simplee PROTHESENFINISH

Glanzspray für Prothesen und Kunststoffe. Sorgt für einen gleichmäßigen seidigen Glanz mit Minz-Geruch. Aus ca. 4 – 5 cm Entfernung aufsprühen und mit einem weichen Tuch leicht polieren.

75 ml
093 996 | 1 Dose | € 6,80



6,80

simplee HÄNDEDESINFEKTION

500 ml
156 710 | 1 Fl. | € 5,30

1 l
156 711 | 1 Fl. | € 8,30



ab 5,30

simplee – günstig aber gut.

JETZT DEN DAUERTIEFPREIS NUTZEN!

simplee SIMPLE ROCK

Kunststoffveredelter Klasse IV Gips zur Herstellung von Zahnkranz- und Modellguss-Modellen. Thixotrope Konsistenz mit niedriger Expansion.

Farbe	20 kg
goldbraun	700 910
grau	700 911
pastellgelb	700 912
1 Karton	€ 58,00



58,-

simplee SIMPLE FLOW

Dünflüssiger Klasse IV Sockelgips. Gute Fließfähigkeit bei niedriger Expansion und glatter Oberfläche. Splitcast und Modellsockel bleiben blasenfrei und passgenau.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 913
grau	700 914
gelb	700 915
blau	700 916
1 Karton	€ 52,00



52,-

simplee SIMPLE ART

Synthetischer Klasse III Artikulationsgips (formaldehydfrei). Sehr standfest mit erhöhter Klebekraft. Ein wegsacken des Modells bei der Artikulation bleibt aus.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 917
1 Karton	€ 36,00



36,-

simplee SIMPLE STONE

Allround Super-Hart-Gips der Klasse IV. Universell einsetzbar zur Herstellung von Kontroll- und Meistermodellen, sowie für die Modellgusstechnik. Thixotropes Fließverhalten und schnell entformbar.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 920
grau	700 921
blau	700 922
goldbraun	700 923
1 Karton	€ 48,00



48,-

simplee SIMPLE ORTHO

Synthetischer Klasse III Hartgips zur Herstellung von KFO-Modellen. Bleibt auch beim manuellen Anrühren blasenfrei. Cremige Konsistenz und glatte Oberfläche. Zusätzlich geeignet für die Erstellung von Reparatur-, Kontroll- und Gebiss-Modellen.

Farbe	20 kg
weiß	700 918
blau	700 919
1 Karton	€ 30,00



30,-

M+W select VASELINE

Zum Einfetten von Kuvetten, Gusskuvetten u. v. m.

1 kg
074 920 | 1 Dose | **€ 16,90**
 € 14,40
 ab 3 Dosen | je Dose | **€ 16,40**
 € 13,90



16,40 ab
13,90



M+W select PROTHESENFINISH PLUS

Dieses Produkt dient zum Entfernen von Monomerresten auf dem Zahnersatz und hat eine zusätzliche desinfizierende Wirkung. Es verleiht alle prothetischen Arbeiten auf und verleiht einen angenehmen frischen Geschmack. Die Arbeiten werden zusätzlich durch einen zurückbleibenden Hochglanz veredelt.

Anwendung: Aus einer Entfernung von 4 – 5 cm die Fläche einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem weichen Tuch abwischen oder aufpolieren.

Spraydose, 75 ml
000 923 | 1 Dose | **€ 11,30**
 € 9,60
 ab 5 Dosen | je Dose | **€ 10,80**
 € 9,10
 ab 10 Dosen | je Dose | **€ 10,30**
 € 8,60



10,30 ab
8,60



M+W select SUBIBOND SEKUNDENKLEBER

Universeller Cyanoacrylatkleber mit besonders hoher Klebekraft. Klebt in Sekunden alle Materialien. Der niedrigviskose Kleber dient zur Anwendung bei graziilen Klebearbeiten, z. B. gebrochenen Stümpfen bei Säge-Modellen. Für grob gebrochene Objekte mit kleinen Lücken, die gefüllt werden müssen, ist der mittelviskose Kleber bestens geeignet. Lagerstabil bis zu 1 Jahr. Lagerung: kühl, trocken und dunkel.

Viskosität	5 g	10 g
niedrigviskos	093 980	093 981
mittelviskos	093 982	000 905
je Fl.	€ 3,30 € 2,80	€ 3,90 € 3,30
ab 5 Flaschen, je Fl.	€ 3,10 € 2,60	€ 3,65 € 3,00
ab 10 Flaschen, je Fl.	€ 2,80 € 2,30	€ 3,40 € 2,80



2,80 ab
2,30



M+W select ATTACHMENT-KLEBER ZIRCONIA

Transparentes, selbsthärtendes Befestigungscomposite für die adhäsive Befestigung von Zirkonoxid-Konstruktionen auf Restaurationen aus Edelmetall, Nicht-Edelmetall und Keramik. Der Kleber verfügt über ausgezeichnete Haftwerte und ermöglicht eine einfache Anwendung durch Mischkanülen, in denen das Material gebrauchsfertig gemischt wird.

2 x 4 g Doppelspritze, 5 Mischkanülen
074 917 | 1 Pckg. | **€ 43,90**
 € 37,30
 ab 3 Pckgn. | je Pckg. | **€ 42,90**
 € 36,30

Attachment-Primer Zirconia, 5 ml
074 918 | 1 Pckg. | **€ 52,90**
 € 44,90



42,90 ab
36,30



M+W select ATTACHMENT-KLEBER NEM

Der Attachmentkleber ist ein Zweikomponenten-Compositekleber in der Farbe gold zur Befestigung von prothetischen Halteelementen aus NEM. Metallteile können somit spannungsfrei direkt auf dem Arbeitsmodell verklebt werden.

2 x 2,5 g Doppelspritze, inkl. 5 Mischkanülen
074 924 | 1 Pckg. | **€ 41,95**
 € 35,60
 ab 3 Pckgn. | je Pckg. | **€ 40,95**
 € 34,60



40,95 ab
34,60



DIA GLACE

Poliersystem zur Bearbeitung von Keramik. Gezieltes und kontrolliertes Polieren mit DIA GLACE erzeugt einen natürlichen Glanz auf der Keramikoberfläche. Durch den hohen Diamantanteil der Paste wird ein natürlicher Hochglanz in wenigen Sekunden bei nur 7.500 U/Min. erzielt. Auch zum Polieren von Composites, Verblendkunststoffen und Metallen geeignet.

harte Diamantpolierpaste, 5 g
060 994 | 1 Pckg. | € 65,80
€ 52,60

Filzräder, imprägniert, 100 Stck.
060 993 | 1 Pckg. | € 42,80
€ 34,20

20%
SPAREN



65,80
52,60



SURFACE Marker

Das SURFACE Marker-Set dient zur optischen Kenntlichmachung der Oberflächentextur der Zähne am Gipsmodell oder der feinen Strukturen bei Keramikrestauration. Es ist ein gutes Hilfsmittel sowohl für Zahntechniker, die Sinn für gehobene Ästhetik haben, als auch für Studenten, angehende Zahntechniker und bei der Anfertigung von Meisterarbeiten. Das Komplett-Set beinhaltet den SURFACE Marker (5 g Goldpulver), das SURFACE Liquid (25 ml Oberflächenflüssigkeit) und einen Pinsel zum sofortigen Gebrauch ohne Zukauf weiterer Hilfsmittel.

Marker Set:
5 g SURFACE Marker,
25 ml Liquid, 1 Bonder Brush
160 926 | 1 Set | € 56,80
€ 45,40

Bonder Brush
160 929 | 1 Pckg. | € 28,90
€ 23,20

SURFACE Marker (Goldpulver), 5 g
160 927 | 1 Pckg. | € 32,50
€ 25,90



Set 56,80
45,40



Modellierwachs Spezial

Rosa Plattenwachs. Deutsche Qualität.

2,5 kg:
medium, 1,25 mm
060 905 | 1 Pckg. | € 35,80
€ 28,60

Sommer-hart, 1,5 mm
000 904 | 1 Pckg. | € 35,80
€ 28,60

Winter-weich, 1,5 mm
000 903 | 1 Pckg. | € 35,80
€ 28,60

500 g:
medium, 1,25 mm
060 955 | 1 Pckg. | € 9,20
€ 7,40



20%
SPAREN

9,20 ab
7,40



M+W select BLUE-TEC LC

Lichthärtender, rückstandsfrei verbrennender und gelförmiger Modellierkunststoff für die Modellation von Geschieben, Teleskop- und Konuskronen, individueller Implantataufbauten, Adhäsivbrücken und zur Verblockung von Gussteilen. Durch die hohe Standfestigkeit lassen sich ebenfalls sehr gut Modellgussmodellationen ohne Dublikatmodelle erstellen. Die Aushärtung erfolgt im handelsüblichen Polymerisationsgerät mit einem Wellenbereich von 320 – 500 nm.

15%
SPAREN

3 g Spritze, 2 Kanülen
093 972 | 1 Pckg. | ~~€ 19,50~~
€ 16,60

4 x 3 g Spritzen, 8 Kanülen
093 973 | 1 Pckg. | ~~€ 69,50~~
€ 58,90



19,50 ab
16,60

Modellierwachs Euro

Universell einsetzbares Wachs für jede Temperatur im Sommer und Winter, ausgenommen bei extrem hoher Temperatur. Zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Naturwachsen mit hervorragender Geschmeidigkeit und hoher Elastizität aus. Stärke 1,25 mm.

25%
SPAREN

2,5 kg
093 955 | 1 Pckg. | ~~€ 30,50~~
€ 22,90
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | ~~€ 29,50~~
€ 21,90



MORSA DENTAL

29,50 ab
21,90

Top-Angebot!

Bellavest DR

Die Einbettmasse Bellavest DR ist für das konventionelle und das Speedverfahren geeignet. Sie zeichnet sich im Vergleich zu anderen Einbettmassen durch eine bis zu 80% reduzierte Staubentwicklung im Rahmen der Verarbeitung aus und trägt damit zu einer nennenswerten Dezimierung schädlicher Quarz- und Cristobalitärstäube bei. Die Verarbeitungszeit von ca. fünf Minuten bietet Raum für ein sicheres, entspanntes Verarbeiten der phosphatgebundenen Präzisionsguss-Einbettmasse, die ebenso eine präzise Expansionssteuerung bietet.

4,8 kg (30 x 160 g)
234 915 | 1 Pckg. | € 85,80
€ 77,20

12,8 kg (80 x 160 g)
234 916 | 1 Pckg. | € 179,00
€ 161,20



85,80 ab
77,20



BEGO

Bellavest SH

Graphitfreie, schnell oder konventionell aufheizbare Präzisions-Einbettmasse für Kronen und Brücken, auch aus Press- und Überpresskeramik. Passgenau und zuverlässig. Lange Verarbeitungszeit von 5 Minuten. Zu verarbeiten mit der Spezial-Anmischflüssigkeit BegoSol HE.

4,8 kg (30 x 160 g)
134 972 | 1 Pckg. | € 83,50
€ 75,20

12,8 kg (80 x 160 g)
134 970 | 1 Pckg. | € 164,00
€ 147,50



83,50 ab
75,20



BEGO

Bellavest T

Graphitfreie K+B Präzisionsguss-Einbettmasse. Feinkörnig, daher extrem glatte Gussoberflächen. Genügend lange Verarbeitungszeit, auch bei sommerlichen Temperaturen. Härtet kantenfest aus und lässt sich leicht ausbetten.

80 x 160 g, 12,8 kg
034 934 | 1 Pckg. | € 137,00
€ 123,50



~~137,-~~
123,50



BEGO

WiroFine

WiroFine ist schnell und konventionell aufheizbar, bis 1.050 °C bei idealen Expansionswerten. Es ist ein schnelles Vorheizen bis 1.000 °C möglich, die Einlegetemperatur ist gleich der Endtemperatur. Dadurch ist eine zusätzliche Zeitersparnis von 20 – 30% gegenüber Einbettmassen, die ab 600 °C aufgeheizt werden müssen, möglich.

6 kg (15 x 400 g)
134 983 | 1 Pckg. | € 54,80
€ 49,30

6 kg (30 x 200 g)
134 987 | 1 Pckg. | € 59,90
€ 53,90

18 kg (45 x 400 g)
134 984 | 1 Pckg. | € 115,00
€ 103,50



54,80 ab
49,30



BEGO

M+W select BEAUTY HARD

Sehr hartes Set-Up Modellierwachs mit hoher Verzugfestigkeit. Die Anproben können somit problemlos länger im Mund verweilen. Durch seine leichte Klebrigkeit können die Zähne gut fixiert werden. Plattengröße: 175 x 80 x 2 mm. Farbe: pink.

10% SPAREN

NEU

500 g
600 930 | 1 Pckg. | € 9,80
€ 8,80



9,80
8,80

M+W select BISSNEHMEWACHS

Stangenwachs zur Bissnahme. Qualität wie M+W Wachsbitzwäule. Wir liefern in opaken Farben aus, was eine optische Beurteilung wesentlich vereinfacht.

10% SPAREN

Farbe/Härte	1,3 kg
gelb, weich	600 897
orange, mittel	600 898
rosa, hart	600 899
je Pckg.	€ 24,50 € 21,90



24,50
21,90

M+W select MODELLIERWACHS SPEZIAL

Hochwertiges premium Plattenwachs mit guten Modellationseigenschaften ohne dabei zu kleben und nicht zu spröde zu sein. Durch die zwei verschiedenen Plattenstärken sowie die Sommer- und Winterqualität kann das Wachs individuell für die verschiedensten Modellationen eingesetzt werden. Durch die geringe thermische Kontraktion und die hohe Kantenstabilität werden unbeabsichtigte Veränderungen der Modellation oder der Aufstellung vermieden. Hoher Bienenwachsanteil.

Erstarrungspunkt:
Sommerwachs: 59°C / Aschgehalt: 0,002
Winterwachs 57°C / Aschgehalt: 0,000
Plattengröße: 175 x 80 x 1,25 - / und 1,50 mm

10% SPAREN

Sorte / Härte	500 g	2.500 g
Sommerwachs 1,25 mm	600 912	600 913
Sommerwachs 1,50 mm	600 914	600 915
Winterwachs 1,25 mm	600 916	600 917
Winterwachs 1,50 mm	600 918	600 919
je Pckg.	€ 7,90 € 7,10	€ 31,50 € 28,40
ab 5 Pckgn. einer Sorte, je Pckg.	€ 7,60 € 6,80	€ 31,00 € 27,90



7,60 ab
6,80

M+W select KRONENWACHS

Abgestimmte Erstarrungstemperaturen (80 – 83 °C) und Härten. Dimensionsstabil und verzugsfrei, mit hoher innerer Festigkeit. Hart, aber nicht spröde. Gut zu schaben, schmiert nicht, verbrennt rückstandslos.

dunkelblau, 70 g
300 930 | 1 Dose | € 9,95
€ 8,90



9,95
8,90



M+W select MODELLIERWACHS OPAK

Dieses Modellierwachs zeichnet sich durch beste Modellier- und Schabeigenschaft aus. Hohe Gehalte an Mikrowachsen machen es hart, aber nicht spröde, daher sehr gut fräsbär. Die opaken Bestandteile der Wachse bewirken eine optimale Streuung und Reflexion des Lichtes in der Weise, dass das Kauflächenrelief sehr plastisch hervortritt. Durch geringe Anteile von Pigmentfarbstoffen für die Presskeramik nicht geeignet.

hart = Erstarrungspunkt 80 °C
extrahart = Erstarrungspunkt 85 °C



Härte/Farbe	70 g
hart, opak-grau	300 933
extrahart, opak-beige	300 934
extrahart, opak-dentin	300 935
je Pckg.	€ 12,40 € 11,20



12,40
11,20



M+W select CERVIKALWACHS

Leichtfließend für einen exakten Randschluss. Gut zu schaben, schmiert nicht und verbrennt rückstandslos. Erstarrungspunkt 60 – 64 °C.

rot, 70 g
300 932 | 1 Dose | € 11,60
€ 10,40



11,60
10,40



M+W select FRÄSWACHS

Erstarrungspunkt 67 °C, mit hoher innerer Festigkeit und Härte. Gute Spanbildung und glatte Fräsflächen. Verbrennt rückstandslos.

blau, 70 g
300 931 | 1 Dose | € 10,20
€ 9,20
ab 5 Dosen | je Dose | € 9,70
€ 8,70



9,70 ab
8,70



M+W select CP-PROTECT

Tiegelschutzversiegelung zum Sprühen. Verlängert die Lebensdauer des Schmelztiegels und reduziert Gussrückstände im Tiegel. Verwendbar für alle Gusstiegel und Schmelzverfahren.

100 ml
245 912 | 1 Fl. | € 29,80
€ 26,80



**10%
SPAREN**

NEU



29,80
26,80

M+W select FLOW FIX

Fließfähige Brennpaste zur Objektfixierung grazielter Keramiken auf Brenngutträgern und Pins. Durch die cremige Konsistenz lassen sich die Restaurationen leicht mit dem Material verbinden und auch nach dem Brennvorgang rückstandslos entfernen.

10 g
245 913 | 1 Pckg. | € 14,80
€ 13,30



**10%
SPAREN**

NEU



14,80
13,30

M+W select DIAZIRGLOSS

Hoch ergebige und abrasive Diamant-Polierpaste für die Vor- und Hochglanzpolitur von Zirkonoxid, Compositen, Dentalkeramiken und NEM-Legierungen.

40 g
181 910 | 1 Pckg. | € 69,90
€ 62,90



**10%
SPAREN**



69,90
62,90

M+W select GIPSLÖSER

Gebrauchsfertiges, pH-neutrales Lösungsmittel zum Entfernen von Dentalgipsresten aus Anrührbechern, Instrumenten, Prothesen und Abdrucklöffeln. Die Reinigungswirkung wird im Ultraschallgerät bei einer Temperatur von 40 – 50 °C deutlich erhöht und löst in ca. 5 – 10 Minuten selbst größere Mengen Gips vollständig ab.

**10%
SPAREN**

1 l
093 975 | 1 Fl. | € 13,20
€ 11,90

5 l
093 976 | 1 Kan. | € 48,50
€ 43,70



13,20 ab
11,90



M+W select GIPSENTFERNER PLUS

Außerordentlich schneller Spezialreiniger mit sehr hoher Lösekraft für alle Dental-Gipse und gipsgebundenen Einbettmassen. Er wirkt zugleich sehr selektiv und schonend. Die verbleibende Aktivität kann durch abnehmende Bläschenbildung an der Gipsoberfläche sichtbar beurteilt werden.

**10%
SPAREN**

1 l
000 939 | 1 Fl. | € 17,20
€ 15,50

5 l
300 939 | 1 Kan. | € 65,80
€ 59,20



17,20 ab
15,50



M+W select VAPORBOY

Dieser manuell zu befüllende Dampfstrahler eignet sich hervorragend zur Reinigung zahntechnischer Arbeiten und verschmutzter Instrumente. Wachse, Fette, Isoliermittel und Schmutz lassen sich mit dem starken Satttdampf schonend und schnell entfernen. Die Einhandbedienung und der regelbare Druck ermöglicht ein praktisches, unkompliziertes Arbeiten. Eine Kontrollleuchte zeigt an, wenn der Wassertank leer ist und neu befüllt werden muss.

Technische Daten:

Netzanschluss: 230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung: 1.100 W
Maße (H x B x T): 290 x 330 x 330 mm
Gewicht: 9 kg
Druck: 0 – 4 bar
Tankvolumen: 3,5 l
Garantie: 2 Jahre

VaporBoy
000 994 | 1 Stck. | € 998,00
€ 898,00

**10%
SPAREN**



998,-
898,-



RETOCAST I

Die kompakte Tischinduktionsschleuder eignet sich zum Vergießen aller zahntechnischen Arbeiten aus EM und NEM. Der leistungsstarke Schmelzgenerator ermöglicht durch seine Regulierung eine optimale Anpassung an unterschiedliche Legierungen und eine schnelle Gussfolge. Eine automatische Absenkung der Induktionsspule sorgt für sofortigen Guss ohne Verzögerung und bietet dadurch größtmögliche Sicherheit beim Gießen. Die einfache Handhabung, das übersichtliche Bedienfeld und das große Sichtfenster ermöglichen ein Optimum an Arbeitskomfort.

**BIS ZU
25%
SPAREN**

Technische Daten:

Netzanschluss: 230 V/50 Hz,
Aufnahmeleistung: 3.200 W
Gewicht: 60 kg
Muffelgröße: 1 – 12
Gussmenge: EM: 110 g, NEM: 55 g
Maße (H x B x T):
530 (930) x 730 x 510 mm
Drehzahl: 500 U/min
Gehäuse: Edelstahl
Garantie: 2 Jahre

Induktionsschleuder
064 991 | 1 Stck. | ~~€ 8.790,00~~
€ 6.595,00

Umlaufkühlung
064 915 | 1 Stck. | ~~€ 820,00~~
€ 615,00



Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

> Solange Vorrat reicht! <



REITEL

~~8.790,-~~
6.595,-

DUSTY MINI

Die DUSTY MINI wird zum Entfernen von Stäuben und Schmutz jeglicher Art an Arbeitsplätzen oder Maschinen in der Produktion im Labor und in der Werkstatt eingesetzt. Die DUSTY MINI ist leistungsstark und besonders kompakt.

**10%
SPAREN**

Technische Daten:

Aufnahmeleistung: 1.250W
Maße (H x B x T): 400 x 290 x 405 mm
Gewicht: 5 kg
Entstaubung: 95% (Klasse M)
inkl. HEPA-Filter
Arbeitsgeräusche: 62 dbA
Volumen: 13 l
Garantie: 1 Jahr

DUSTY MINI
064 989 | 1 Stck. | ~~€ 398,00~~
€ 358,00



REITEL

~~398,-~~
358,-

POLIRET MINI

Die kompakte Poliereinheit mit geringem Platzbedarf und einer rechtsseitigen Polierspindel ermöglicht Schleifarbeiten, Polieren, Aufrauen, Säubern und Bürsten von Metall- und Kunststoffobjekten. Eine hohe Wirtschaftlichkeit und optimale Materialanpassung werden durch stufenlose Drehzahlregelung mit dem starken 600 W Motor erreicht. Inkl. LED-Beleuchtung und Dauerläufer-Motor.

**10%
SPAREN**

Technische Daten:

Netzanschluss: 230 V / 50 – 60 Hz
Maße (H x B x T): 430 x 530 x 400 mm
Gewicht: 22 kg
Drehzahl: 1.000 – 4.500 U/min
Absaugung: 500 m³/h
Leistung Motor: 600 W
Leistung Absaugung: 115 W
Garantie: 2 Jahre



POLIRET MINI
064 938
1 Stck. | ~~€ 2.230,00~~
€ 1.999,00

Lieferung direkt ab Hersteller.



REITEL

~~2.230,-~~
1.999,-

POLIRET CLASSIC

Diese Poliereinheit aus Edelstahl eignet sich zum schnellen und wirtschaftlichen Polieren, Schleifen, Säubern und Bürsten von Metall-, Kunststoff- und Keramikteilen. Eine integrierte Staub- und Schmutzabsaugung, die Arbeitsfeldleuchten sowie die Sichtschutzscheiben helfen, den richtigen Durchblick zu behalten. Der Motor ist kohlebürstenlos für den Dauerbetrieb geeignet und in zwei Stufen regelbar.

**10%
SPAREN**

Technische Daten:

Netzanschluss: 230 V/50 – 60 Hz
Maße (H x B x T): 500 x 730 x 560 mm
Leistung Motor: 400 W
Leistung Absaugung: 190 W
Drehzahl: 1.500 / 3.000 U/min
Absaugung: 600 m³/h
Gewicht: 60 kg
Garantie: 2 Jahre



POLIRET CLASSIC
164 970
1 Stck. | ~~€ 3.325,00~~
€ 2.995,00

Lieferung direkt ab Hersteller.



REITEL

~~3.325,-~~
2.995,-

Gipstrimmer HSS-AZ

Preiswerter Gipstrimmer zum Einsatz im Klein- oder Praxislabor. Geräuscharm und vibrationsfrei, glattes, leicht zu säuberndes Gehäuse. Gehäuse aus Alu-Druckguss. Jetzt mit verschleißfreiem 750 Watt starkem Motor. Das Gerät ist mit einem Magnetventil ausgestattet.

Technische Daten:

Spannung: 220 – 240 V / 50/60 Hz
Leistung: 750 W/3,0 A
Drehzahl: 3000 U/Min.
Maße (B x T x H): 290 x 380 x 320 mm
Gewicht: 19,2 kg
Garantie: 1 Jahr

HSS-AZ mit Folienscheibe

095 913 | 1 Stck. | ~~€ 1.195,00~~
€ 1.078,00

HSS-AZ mit Dia-Quick Scheibe

095 935 | 1 Stck. | ~~€ 2.080,00~~
€ 1.878,00



10%
SPAREN



WASSERMANN
Hamburg · Germany

~~1.195,-~~ ab
1.078,-

Gobi Classic Feinstrahlgerät

Oberflächenbearbeitung mit allen gängigen Strahlmitteln und Korngrößen: Der Strahlmittelfluss wird per Fußschalter gesteuert. Das Gerät arbeitet präzise und ist wartungsarm. Das ganze System steht fortwährend unter Druck und ist deswegen immer sofort betriebsbereit. Selbst beim Neueinschalten kann mit der Schnellstart-/ Schnellstoppfunktion sofort gleichmäßig gestrahlt werden. Ermöglicht wird dies durch Quetschventile am Strahlmittelschlauch.

Technische Daten:

Spannung: 100 – 240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme: 0,2 A
Gerätesteckdose Stromaufnahme: max. 8 A
Leistung: 50 W
Maße (B x H x T): 444 x 372 x 520 mm
Gewicht: 14 kg
Druckluftanschluss: 3 – 6 bar
Arbeitsdruck: 0,8 – 6 bar

Gobi Classic Feinstrahlgerät

343 312 | 1 Stck. | ~~€ 2.220,00~~
€ 1.998,00



10%
SPAREN



WASSERMANN
Hamburg · Germany

~~2.220,-~~
1.998,-

M+W select RÜTTLER

Leistungsstarker und kompakter Rüttler. Stufenlos regelbare Rüttelintensität. Seine Standfestigkeit erreicht er durch starke Saug-GummifüÙe, somit ist ein Verrutschen auch bei hoher Rüttelintensität ausgeschlossen.

Technische Daten:	Rüttler 100 W	Rüttler 150 W
Spannung:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung:	150 W	400 W
Strom:	1,5 A	2,5 A
MaÙe (B x H x T):	140 x 140 x 115 mm	210 x 140 x 115 mm
Gewicht:	5 kg	10 kg
Garantie:	1 Jahr	1 Jahr

Rüttler 100 W
094 950 | 1 Stck. | € 209,00
€ 188,00

Rüttler 150 W
094 951 | 1 Stck. | € 289,00
€ 258,00



10% SPAREN



209,- ab
188,-

METAL PRIMER Z

Haftvermittler, der einen starken Verbund zwischen Metallgerüsten und allen Arten von kunststoffbasierten Materialien schafft. Schnelle und einfache Verarbeitung, permanenter Haftverbund auch im feuchten Umfeld, kann mit allen Dentallegierungen, Kunststoffen und auch mit Zirkon angewendet werden.

10% SPAREN

5 ml
047 199 | 1 Pckg. | € 153,50
€ 138,20



153,50
138,20



'GC.'

CERAMIC PRIMER II

Ermöglicht eine hohe Haftfestigkeit zwischen allen ästhetischen, indirekten Restaurationen und auf Kunststoff basierenden Zementen bei Befestigungsverfahren oder Direktcompositen bei Reparaturen.

3 ml
148 901 | 1 Pckg. | € 83,50
€ 79,30



83,50
79,30



'GC.'

GRADIA PLUS

Opaker

Farbe	2 ml
O-Base	046 917
OA	046 918
OB	046 919
OC	046 920
OD	046 921
GO-1	046 922
GO-2	046 923
1 Pckg.	€ 37,30 € 29,80

ONE-BODY

Farbe	2 ml
LB-A	046 924
LB-B	046 925
LB-C	046 926
LB-D	046 927
LB-W	046 928
1 Pckg.	€ 38,50 € 30,80

Heavy Body Paste

Farbe	3,3 ml
A1	046 929
DA2	046 930
DA3	046 931
DA3,5	046 932
DB1	046 933
DB3	046 934
DC3	046 935
DD2	046 936
EL	046 937
ED	046 938
CLF	046 939
PE	046 940
ODA	046 941
ODB	046 942
ODC	046 943
ODD	046 944
ODW	046 945
DW	046 946
GHB-1	046 947
1 Pckg.	€ 48,40 € 38,70
GHB-2	046 948
GHB-3	046 949
GHB-CL	046 950
1 Pckg.	€ 57,00 € 45,60

Light Body Paste

Farbe	2 ml
Base E	046 951
Base CLF	046 952
Base D	046 953
DW	046 954
Base OD	046 955
ODW	046 956
Base opal	046 957
orange	046 958
gelb	046 959
rot	046 960
grau	046 961
blau	046 962
milchig	046 963
Inlay E	046 964
Inlay TD	046 965
GLB-1	046 966
GLB-2	046 967
GLB-3	046 968
GLB-CL	046 969
1 Pckg.	€ 38,50 € 30,80

20%
SPAREN

Lustre Paint

Farbe	0,8 ml
A	046 970
B	046 971
C	046 972
D	046 973
CLF	046 974
blau	046 975
grau	046 976
creme	046 977
lavendel	046 978
CL	046 979
hellrot	046 980
violett	046 981
1 Pckg.	€ 41,80 € 33,40



Weitere Infos finden Sie unter
www.mwdental.de

Nettopreise – kein Abzug
weiterer Rabatte möglich.

37,30 ab
29,80



Bei Bestellungen »AKTIONSKATALOG« angeben.

Initial MC

BEIM KAUF VON 5 PACKUNGEN INITIAL MC
OPAQUE DENTIN 50G IST 1 PACKUNG INITIAL MC
OPAQUE DENTIN ODA3, 50G IM PREIS ENTHALTEN.

BEIM KAUF VON 5 PACKUNGEN INITIAL MC
DENTIN 50G IST 1 PACKUNG INITIAL MC
DENTIN DA3, 50G IM PREIS ENTHALTEN.

BEIM KAUF VON 5 PACKUNGEN INITIAL MC
ENAMEL 50G IST 1 PACKUNG INITIAL MC
ENAMEL E-58, 50G IM PREIS ENTHALTEN.

5+1
AKTION

Paste Opaque

Farbe	3 g
OA1	247 915
OA2	247 916
OA3	247 917
OA3,5	247 918
OA4	247 919
OB1	247 920
OB2	247 921
OB3	247 922
OB4	247 923
OC1	247 924
OC2	247 925
OC3	247 926
OC4	247 927
OD2	247 928
OD3	247 929
OD4	247 930
1 Pckg.	€ 24,80 € 23,60

Paste Opaque Modifier

Farbe	3 g
OM-1	247 931
OM-2	247 932
OM-3	247 933
OM-4	247 934
OM-5	247 935
OM-6	247 936
1 Pckg.	€ 24,80 € 23,60

Shoulder Transparent

Farbe	20 g
ST-30	347 968
ST-31	347 969
ST-32	347 970
ST-33	347 971
ST-34	347 972
ST-35	347 973
ST-36	347 974
1 Pckg.	€ 31,30 € 29,70

Opaque Dentin

Farbe	20 g	50 g
ODA1	247 937	247 953
ODA2	247 938	247 954
ODA3	247 939	247 955
ODA3,5	247 940	247 956
ODA4	247 941	247 957
ODB1	247 942	247 958
ODB2	247 943	247 959
ODB3	247 944	247 960
ODB4	247 945	247 961
ODC1	247 946	247 962
ODC2	247 947	247 963
ODC3	247 948	247 964
ODC4	247 949	247 965
ODD2	247 950	247 966
ODD3	247 951	247 967
ODD4	247 952	247 968
1 Pckg.	€ 29,30 € 27,80	€ 60,50

Shoulder Opaque

Farbe	20 g
SO-37	347 975
SO-38	347 976
SO-39	347 977
1 Pckg.	€ 31,30 € 29,70

Bleach Dentin

Farbe	20 g
BLD-1	947 935
BLD-2	947 936
BLD-3	947 937
1 Pckg.	€ 29,20 € 27,70

Enamel Opal

Farbe	20 g
EOP1	347 936
EOP2	347 937
EOP3	347 938
1 Pckg.	€ 31,30 € 29,70

Fluo-Dentine

Farbe	20 g
FD-91	347 906
FD-92	347 907
FD-93	347 908
1 Pckg.	€ 31,30 € 29,70

Opaque Dentin Modifier

Farbe	20 g	50 g
ODM-1	247 969	247 971
ODM-2	247 970	247 972
1 Pckg.	€ 29,30 € 27,80	€ 60,50

5+1
AKTION

Dentin

Farbe	20 g	50 g
DA1	247 973	247 989
DA2	247 974	247 990
DA3	247 975	247 991
DA3,5	247 976	247 992
DA4	247 977	247 993
DB1	247 978	247 994
DB2	247 979	247 995
DB3	247 980	247 996
DB4	247 981	247 997
DC1	247 982	247 998
DC2	247 983	247 999
DC3	247 984	347 901
DC4	247 985	347 902
DD2	247 986	347 903
DD3	247 987	347 904
DD4	247 988	347 905
1 Pckg.	€ 29,20 € 27,70	€ 60,50

24,80 ab
23,60



Weitere Infos & Farben finden
Sie unter www.mwdental.de

UNIVERSAL PRIMER

Der Primer schafft einen sicheren und beständigen Haftverbund zwischen Kunststoffmaterialien und allen Dentallegierungen sowie zu Zirkonoxid und Aluminiumoxid, selbst ohne Retentionsperlen. Das Material kann sowohl intra- als auch extraoral angewendet werden und sorgt in Verbindung mit den lichterhärtenden Pastenopakern des Universal Opaque Systems für eine herausragende Haftung.



5 ml
070 918 | 1 Pckg. | € 116,80
€ 105,50



116,80
105,50

UNIVERSAL OPAQUE

Universell anwendbares Opaker-System mit guten Deck- und guten Verbundeigenschaften zu allen gängigen Dentallegierungen. Das gebrauchsfertige Opaker-Konzept, bestehend aus einem Pre-Opaque und 31 Einzelmassen, kann wahlweise als Basis für die Anfertigung aller Zahnfarben der SOLIDEX, Ceramage und CeramageUP Composit-Systeme sowie anderer Verblendkomposite angewendet werden.



Spritze à 2 ml,
Farbe Pre Opaque
772 930 | 1 Pckg. | € 27,40
€ 24,60



27,40
24,60

Blue Action

Universell einsetzbare Ultraschall-Reinigungsflüssigkeit für den gesamten Laborbereich. Entfernt Fette, Öle, Polierpasten etc. von Kronen, Brücken, Prothesen und Modellgussgerüsten. Hautschonend und geruchsfrei, selbsttrocknend und glanzaktiv.

1 l
035 911 | 1 Fl. | € 14,20
€ 13,50
5 l
035 912 | 1 Kan. | € 48,70
€ 46,30

Das Konzentrat ist besonders nachhaltig:
Verdünnung 1:20!



14,20 ab
13,50

Red Action

Effektives und leistungsstarkes Spezialkonzentrat für die Ultraschallreinigung im Dentallabor. Red Action entfernt Zahnstein, Raucherbeläge, Phosphatzemente und Flussmittelreste. Reinigt Gegenstände aus Edelstahl, Edelmetall, Kunststoff, Porzellan und Glas. Es verhält sich neutral zu Keramik (Konzentrat 1:2).

1 l
134 739 | 1 Fl. | € 18,10
€ 17,20
5 l
443 472 | 1 Kan. | € 62,80
€ 59,80



18,10 ab
17,20

IPS Style Ceram



Dentine

Farbe	20 g	100 g
A1	552 931	552 947
A2	552 932	552 948
A3	552 933	552 949
A3.5	552 934	552 950
A4	552 935	552 951
B1	552 936	552 952
B2	552 937	552 953
B3	552 938	552 954
B4	552 939	552 955
C1	552 940	552 956
C2	552 941	552 957
C3	552 942	552 958
C4	552 943	552 959
D2	552 944	552 960
D3	552 945	552 961
D4	552 946	552 962
BL1	652 956	–
BL2	652 957	–
BL3	652 958	–
BL4	652 959	–
1 Pckg.	€ 29,90 € 28,40	€ 129,80 € 123,30

Incisal

Farbe	20 g	100 g
1	552 979	552 984
2	552 980	552 985
3	552 981	552 986
4	552 982	552 987
5	552 983	552 988
BL	652 962	–
1 Pckg.	€ 29,90 € 28,40	€ 129,80 € 123,30

Deep Dentine

Farbe	20 g
A1	552 963
A2	552 964
A3	552 965
A3.5	552 966
A4	552 967
B1	552 968
B2	552 969
B3	552 970
B4	552 971
C1	552 972
C2	552 973
C3	552 974
C4	552 975
D2	552 976
D3	552 977
D4	552 978
BL1/BL2	652 960
BL3/BL4	652 961
1 Pckg.	€ 34,80 € 32,90

Add-on

Farbe	20 g
Margin	652 924
Dentin	652 925
690°C	652 926
Incisal	652 927
BL	652 963
1 Pckg.	€ 34,80 € 32,90

One Massen

Farbe	20 g	100 g
1	652 939	652 946
2	652 940	652 947
3	652 941	652 948
4	652 942	652 949
5	652 943	652 950
6	652 944	652 951
7	652 945	652 952
1 Pckg.	€ 29,90 € 28,40	€ 129,80 € 123,30

Transpa

Farbe	20 g	100 g
neutral	652 901	–
blue	652 902	–
brown-grey	652 903	–
orange-grey	652 904	–
	€ 32,90 € 31,30	
clear	652 997	652 998
1 Pckg.	€ 33,80 € 32,20	€ 129,80 € 123,30

Mamelon

Farbe	20 g
light	652 905
yellow-orange	652 906
salmon	652 907
1 Pckg.	€ 32,90 € 31,30

Cervical Transpa

Farbe	20 g
yellow	652 920
orange-pink	652 921
khaki	652 922
orange	652 923
1 Pckg.	€ 32,90 € 31,30

Pulveropaker

Farbe	18 g
A1	552 910
A2	552 911
A3	552 912
A3.5	552 913
A4	552 914
B1	552 915
B2	552 916
B3	552 917
B4	552 918
C1	552 919
C2	552 920
C3	552 921
C4	552 922
D2	552 923
D3	552 924
D4	552 925
pink	552 926
white	552 927
violet	552 928
brown	552 929
incisal	552 930
BL1/BL2	652 953
BL3/BL4	652 954
1 Pckg.	€ 31,20 € 29,60

Incisal Edge

Farbe	20 g
orange	652 910
1 Pckg.	€ 32,90 € 31,30

Occlusal Dentin

Farbe	20 g
orange	652 908
brown	652 909
1 Pckg.	€ 32,90 € 31,30

Opal Effect

Farbe	20 g
1	652 911
2	652 912
3	652 913
4	652 914
5	652 915
violet	652 916
1 Pckg.	€ 32,90 € 31,30

Gingiva

Farbe	20 g
1	652 928
2	652 929
3	652 930
4	652 931
5	652 932
BG34	652 938
1 Pckg.	€ 32,90 € 31,30

Pastenopaker

Farbe	5 g
A1	652 974
A2	652 975
A3	652 976
A3.5	652 977
A4	652 978
B1	652 979
B2	652 980
B3	652 981
B4	652 982
C1	652 983
C2	652 984
C3	652 985
C4	652 986
D2	652 987
D3	652 988
D4	652 989
pink	652 990
white	652 991
violet	652 992
brown	652 993
incisal	652 994
BL1/BL2	652 995
BL3/BL4	652 996
1 Pckg.	€ 46,50 € 44,20

Inter Incisal

Farbe	20 g
white blue	652 919
1 Pckg.	€ 32,90 € 31,30

Margin

Farbe	20 g
1	552 989
2	552 990
3	552 991
4	552 992
5	552 993
6	552 994
7	552 995
BL	652 955
1 Pckg.	€ 34,80 € 32,90

Special Incisal

Farbe	20 g
yellow	652 917
grey	652 918
1 Pckg.	€ 32,90 € 31,30


Intensive Gingiva

Farbe	20 g
1	652 933
2	652 934
3	652 935
4	652 936
5	652 937
1 Pckg.	€ 32,90 € 31,30

29,90 ab
28,40

ivoclar

Weitere Infos finden Sie unter
www.mwdental.de



Duceram Kiss

Durch deutliche Optimierung der Anzahl der Farbpigmente im Keramikmaterial erhöht sich die Farbsicherheit von Duceram Kiss in Anlehnung an die V-Farben. Der Opaleffekt – einer der Aspekte, die für das lichtdynamische Erscheinungsbild der Restauration verantwortlich ist, wurde mit einem patentierten Herstellungsprozess optimiert. Bei klassischen, hochschmelzenden Verblendkeramiken kann der Opaleffekt nach einigen Bränden seine Wirkung verlieren. Bei Duceram Kiss bleibt dieser Effekt sichtbar erhalten. Duceram Kiss steht für weiter vereinfachte Handhabung und erhöhte Prozesssicherheit. Die Verblendkeramik ist speziell für die Verblendung von Kronen- und Brückengerüste aus Dentallegierungen mit einem WAK-Bereich von 13,8 bis 15,4 µm/mK geeignet.



3 ml		
712 908	1 Fl.	€ 72,50 € 65,30
NE-Bonder:		
20 g		
712 909	1 Pckg.	€ 64,90 € 58,40
75 g		
712 910	1 Pckg.	€ 229,00 € 205,00
Neutralpaste, 3 ml		
712 913	1 Pckg.	€ 65,90 € 59,30

Opaker		
Farbe	20 g	75 g
OA 1	712 937	712 953
OA 2	712 938	712 954
OA 3	712 939	712 955
OA 3,5	712 940	712 956
OA 4	712 941	712 957
OB 1	712 942	712 958
OB 2	712 943	712 959
OB 3	712 944	712 960
OB 4	712 945	712 961
OC 1	712 946	712 962
OC 2	712 947	712 963
OC 3	712 948	712 964
OC 4	712 949	712 965
OD 2	712 950	712 966
OD 3	712 951	712 967
OD 4	712 952	712 968

Intensiv Orange	712 911
Bleach	712 917
Gum-Opaker GO	712 936
1 Pckg.	€ 44,90 € 126,90 € 40,40 € 114,20

Opal Effekt		
Farbe	20 g	75 g
Sunrise	713 041	713 042
Sunset	713 043	713 044
Sky	713 045	713 046
Ocean	713 047	713 048
Fog	713 049	713 050
1 Pckg.	€ 64,90 € 179,90 € 58,40 € 161,90	

Korrekturmasse		
Farbe	20 g	75 g
Final Kiss	713 055	713 056
1 Pckg.	€ 44,90 € 126,90 € 40,40 € 114,20	

Dentin		
Farbe	20 g	75 g
DA 1	712 969	712 985
DA 2	712 970	712 986
DA 3	712 971	712 987
DA 3,5	712 972	712 988
DA 4	712 973	712 989
DB 1	712 974	712 990
DB 2	712 975	712 991
DB 3	712 976	712 992
DB 4	712 977	712 993
DC 1	712 978	712 994
DC 2	712 979	712 995
DC 3	712 980	712 996
DC 4	712 981	712 997
DD 2	712 982	712 998
DD 3	712 983	712 999
DD 4	712 984	713 000
Bleach-Dentin BD	713 001	713 002
Bleach-Dentin BL1	713 003	-
Bleach-Dentin BL2	713 004	-
Bleach-Dentin BL3	713 005	-
Bleach-Dentin BL4	713 006	-
Gum-Dentin 1	713 018	-
Gum-Dentin 2	713 019	-
Gum-Dentin 3	713 020	-
Gum-Dentin 4	713 021	-
1 Pckg.	€ 44,90 € 126,90 € 40,40 € 114,20	

Effektmassen		
Farbe	20 g	75 g
White Surface	713 038	-
Stand By	713 039	713 040
1 Pckg.	€ 64,90 € 179,90 € 58,40 € 161,90	

Opalschneide		
Farbe	20 g	75 g
1	713 051	713 053
2	713 052	713 054
1 Pckg.	€ 64,90 € 179,90 € 58,40 € 161,90	

Bleach-Schneide		
Farbe	20 g	
BL1/BL2	713 034	
BL3/BL4	713 035	
1 Pckg.	€ 44,90 € 40,40	



Schneide		
Farbe	20 g	75 g
S01	713 022	713 028
S02	713 023	713 029
S03	713 024	713 030
S04	713 025	713 031
S05	713 026	713 032
S06	713 027	713 033
1 Pckg.	€ 44,90 € 126,90 € 40,40 € 114,20	

Transpa		
Farbe	20 g	75 g
Red	713 014	-
1 Pckg.	€ 49,90 € 44,90	
Clear	713 036	713 037
1 Pckg.	€ 44,90 € 126,90 € 40,40 € 114,20	

Power Chroma		
Farbe	20 g	75 g
PC 1	713 068	-
PC 2	713 069	713 073
PC 3	713 070	713 074
PC 4	713 071	713 075
PC 5	713 072	713 076
1 Pckg.	€ 59,90 € 214,90 € 53,90 € 193,40	

Finalschultermasse		
Farbe	20 g	
F SM 1	713 062	
F SM 2	713 063	
F SM 3	713 064	
F SM 4	713 065	
F SM 5	713 066	
1 Pckg.	€ 44,90 € 40,40	

Schultermasse		
Farbe	20 g	
1	713 057	
2	713 058	
3	713 059	
4	713 060	
5	713 061	
Bleach	713 067	
1 Pckg.	€ 44,90 € 40,40	

Pasten-Opaker	
Farbe	3 ml
Bleach	712 912
Gum	712 914
P IO Orange	712 915
Bleach BL1/ BL2	712 918
Bleach BL3/ BL4	712 919
PO A1	712 920
PO A2	712 921
PO A3	712 922
PO A3,5	712 923
PO A4	712 924
PO B1	712 925
PO B2	712 926
PO B3	712 927
PO B4	712 928
PO C1	712 929
PO C2	712 930
PO C3	712 931
PO C4	712 932
PO D2	712 933
PO D3	712 934
PO D4	712 935
1 Pckg.	€ 65,90 € 59,30

Action-i Dentin	
Farbe	20 g
Butter	713 007
Chocola	713 008
Corn	713 009
Creme	713 010
Honey	713 011
Lavendel	713 012
Marble	713 013
1 Pckg.	€ 49,90 € 44,90
Inside	
Farbe	20 g
Gray Inside	713 015
1 Pckg.	€ 49,90 € 44,90
Flu Inside 1	713 016
Flu Inside 2	713 017
1 Pckg.	€ 59,90 € 53,90

44,90 ab
40,40



MW select DENTA-DON

Heißpolymerisierender Kunststoff für die Herstellung von partiellen und totalen Prothesen im Press- oder Injektionsverfahren. Besonders gut geeignet für die Kurzzeit-Polymerisation. Das Material zeichnet sich durch hervorragende mechanische Werte und Farbstabilität aus. Farbe: rosa-transparent.

**15%
SPAREN**

Pulver, 500 g
500 901 | 1 Pckg. | € 26,85
€ 22,80

Flüssigkeit, 500 ml
500 905 | 1 Fl. | € 20,95
€ 17,80

Pulver, 1 kg
500 902 | 1 Pckg. | € 45,90
€ 38,90

Flüssigkeit, 1 l
500 906 | 1 Fl. | € 33,90
€ 28,80



20,95 ab
17,80



MW select DENTA-IN-PRESS

Kaltpolymerisierender Kunststoff auf Methylmethacrylatbasis. Speziell eingestellt für Kunststoff-Injektionsverfahren. Auch hervorragend geeignet für herkömmliche Kunststofftechniken.

**15%
SPAREN**

Pulver, 500 g
500 930 | 1 Pckg. | € 41,40
€ 35,20

Flüssigkeit, 500 ml
500 932 | 1 Fl. | € 41,40
€ 35,20

Pulver, 1 kg
500 931 | 1 Pckg. | € 79,80
€ 67,80

Flüssigkeit, 1 l
500 933 | 1 Fl. | € 79,80
€ 67,80



41,40 ab
35,20



MW select DENTA-PRESS

Kaltpolymerisierender Kunststoff auf Methylmethacrylat-Basis mit längerer Verarbeitungszeit (7 – 8 Min.) für Komplettierungen von Modellguss-Prothesen, Reparaturen, Erweiterungen und Unterfütterungen.

**15%
SPAREN**

Pulver rosa, 500 g
500 910 | 1 Pckg. | € 35,50
€ 30,20

Pulver klar, 1 kg
500 913 | 1 Pckg. | € 61,50
€ 52,30

Pulver rosa, 1 kg
500 911 | 1 Pckg. | € 61,50
€ 52,30

Flüssigkeit, 500 ml
500 915 | 1 Fl. | € 35,50
€ 30,20

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 59,50
€ 50,30

Flüssigkeit, 1 l
500 916 | 1 Fl. | € 61,80
€ 52,50

Pulver klar, 500 g
500 912 | 1 Pckg. | € 35,50
€ 30,20

ab 3 Fl. | je Fl. | € 59,80
€ 50,50



35,50 ab
30,20



MW select DENTA-FAST-NF

Kaltpolymerisierender Reparatur-Kunststoff für Erweiterungen, Wiederbefestigung von Zähnen und sonstige Reparaturarbeiten. Die Vergilbung ist nahezu ausgeschlossen und der Restmonomer-gehalt gesenkt. Farbe: rosa-transparent.

**15%
SPAREN**

Pulver, 500 g
500 922 | 1 Pckg. | € 32,50
€ 27,60

Flüssigkeit, 500 ml
500 927 | 1 Fl. | € 29,30
€ 24,90

Pulver, 1 kg
500 923 | 1 Pckg. | € 52,90
€ 44,90

Flüssigkeit, 1 l
500 928 | 1 Fl. | € 51,20
€ 43,50



29,30 ab
24,90



M+W select K-60 MASTER

Hochleistungs-Mikromotor für den gesamten Laboralltag. Durch das ergonomisch geformten Handstück, wird das Gewicht gut verteilt, was für ein ermüdungsfreies Arbeiten sorgt.

- Als Knie- oder Tischversion anwendbar
- Automatiklauf
- Drehzahl einstellbar von 1.000 – 60.000 U/Min.
- Vor- und Rücklauf
- Bürstenloses und leichtes Handstück
- Geringe Vibration, hochwertige Kugellager
- Höchstes Drehmoment mit 16 Ncm
- Schnellspanner
- Servicefreundlich (einfacher Lagerwechsel)

Steuereinheit (Knie), Handstück m. Kabel, Fußschalter, Handstückablage

094 952 | 1 Stck. | € 989,00
€ 809,00

Technische Daten:

Spannung: 230 V / 60 Hz
Leistung: 230 W
Drehmoment: 16 Ncm
Drehzahl: 1.000 – 60.000 U/Min
Maße Steuergerät (L x B x H):
263 x 96 x 230 mm
Maße Handstück (Ø x L): 25 x 162 mm
Gewicht Steuergerät: 2,6 kg
Gewicht Handstück: 0,36 kg
Garantie: 1 Jahr

18%
SPAREN

NEU



M+W BESTDEALS
Nettopreis – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



~~989,-~~
809,-

M+W select FILTERBEUTEL

Die Filterbeutel entsprechen der Staubklasse M und eignen sich besonders für Absaugungen gefährlicher Schadstoffe wie beispielsweise Gips, Edelmetalle & Keramik. Sie minimieren die Feinstaubbelastung der Lunge. Diese qualitativ hochwertigen Feinstfilter mit integriertem Vorfilter sind erhältlich für Absauganlagen von KaVo, Freuding, Harnisch&Rieth, Wassermann und Zubler. Sie werden nach den neuesten Anforderungen der Qualitätssicherung in Deutschland hergestellt und entsprechen der Norm EN 60335-2-69.

10%
SPAREN



Hersteller	Absaugung/Poliereinheit	Filtertyp	Art.-Nr.	Einheit	je Packung
KaVo	Smart air, -mobile und EWL	Filterbeutel	193 920	5 Stck.	€ 51,90 € 46,70
	Polierbox EWL	Filterbeutel	193 921	2 Stck.	€ 22,90 € 20,60
	Smart air, -mobile und EWL	Feinstfilter	193 922	1 Stck.	€ 86,50 € 77,90
Freuding	ABSORmatic, EXTRAmatic 760	ABSORBA-Langzeitfilter	193 923	1 Stck.	€ 189,00 € 169,00
	AM, AE, A84 und AT	Filterbeutel	193 930	3 Stck.	€ 27,90 € 25,20
	A40, A40 Variteam	Filterbeutel	193 931	1 Stck.	€ 15,70 € 14,20
	A40, A40 Variteam, AM/2, AE/2 und AG/2	Feinstfilter	193 932	1 Stck.	€ 53,50 € 48,20
Harnisch & Rieth	D-LE 260, D-LE 255+S/D, D-TA 50+52, PG 360+400, D-G 14+16 und D-H 225	Papierfilterbeutel	193 935	1 Stck.	€ 19,80 € 17,80
	D-LE 260, D-LE 255, D-TA 50+52, PG 360+400, D-G 14+16, D-H 225 und D-BS 320	Doppel-filterbeutel	193 936	1 Stck.	€ 35,50 € 31,90
	D-LE 255E, D-LE 260E und D-TA 50+52	Vliesfilterbeutel	193 937	1 Stck.	€ 31,50 € 28,40
Wassermann	WP-EX 10, -2000 und -3000	Filterbeutel	193 940	2 Stck.	€ 45,90 € 41,30
	LSG02 und SG1/2	Filterbeutel	193 941	3 Stck.	€ 99,80 € 89,90
	SG1/1 und SG2/2	Filterbeutel	193 942	4 Stck.	€ 112,50 € 101,30
Zubler	V4000, V4010 und V4011	Filterbeutel	193 945	3 Stck.	€ 27,90 € 25,20
	V4050	Filterbeutel	193 946	1 Stck.	€ 40,80 € 36,70
	V4000, V4010, V4011, V6000 und V7000	Feinstfilter	193 947	1 Stck.	€ 53,40 € 48,10



~~15,70 ab~~
14,20

Bims-Sep

Gebrauchsfertige Anmischflüssigkeit für Bimssteinpulver. Die Flüssigkeit wirkt bakterizid und fungizid, verhindert wirksam unangenehme Gerüche und verzögert dauerhaft die Austrocknung des Poliermittels. Formaldehydfrei und biologisch abbaubar.

5 l
004 929
1 Kan. | € 49,20
€ 41,80



15%
SPAREN



49,20
41,80

Bimssteinpulver

Quarzfrees Poliermittel zur Vorpolitur von Kunststoffprothesen, KFO-Apparaturen und Kunststoffarbeiten jeglicher Art. Das unbehandelte Bimssteinpulver ist ein umweltfreundliches Naturprodukt und kann nach Gebrauch problemlos entsorgt werden.

Farbe 20 kg
fein 203 904
mittel 203 905
je Karton € 42,50
€ 36,20



15%
SPAREN



42,50
36,20

AQUA-Drucktopf

Der AQUA-Drucktopf eignet sich für ein homogenes und blasenfreies Auspolymerisieren von Autopolymerisaten. Das große Fassungsvermögen des 7 l Drucktopfes ermöglicht die Aufnahme marktüblicher Artikulatoren, Küvetten und Unterfütterungsgeräte. Dadurch können z. B. Aufbisschienen und KFO-Geräte direkt auf den einartikulierten Modellen gefertigt werden. Die Betriebstemperatur beträgt maximal 55 °C. Komplett mit Sperrventil, Einfüllventil, Manometer, Sicherheitsventil und Füllschlauch. Der AQUA-Drucktopf ist für Induktion geeignet.

Technische Daten: 4,5 l 7 l
Innenhöhe: 110 mm 210 mm
Innendurchmesser: 220 mm 220 mm
Betriebsdruck: max. 2 bar max. 2 bar
Betriebstemperatur: max. 55 °C max. 55 °C
Gewicht: 2,4 kg 3,2 kg
Garantie: 1 Jahr 1 Jahr

Drucktopf, 4,5 l
062 941 | 1 Stck. | € 259,00
€ 199,00
Drucktopf, 7 l
062 942 | 1 Stck. | € 355,00
€ 275,00

23%
SPAREN



M+W BESTDEALS
Nettopreis – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



al dente
dentalprodukte

259,- ab
199,-

AQUA-Heizplatte

Hochwertige Einzelheizplatte mit grau lackiertem Gehäuse und einem Heizplattendurchmesser von 180 mm.

Technische Daten:
230 V, 50 Hz, 900 W
stufenlos regelbar bei Drehknopfstellung 4
stellt sich eine Wassertemperatur von ca. 55 °C ein
Konstante Temperatur
Maße (B x T x H): 245 x 275 x 70 mm

Heizplatte
062 949 | 1 Stck. | € 118,50
€ 99,90

16%
SPAREN



al dente
dentalprodukte

118,50
99,90

G2 Concept Modellsäge

Technische Daten:

Maße (L x B x H): 390 x 375 x 160 mm
 Leistung: 130 W
 Motordrehzahl: 7.500 U/min
 Gewicht: 4,5 kg
 Garantie: 1 Jahr



G2 Concept Modellsäge
 053 904 | 1 Stck. | € 3.450,00
 € 3.099,00

Nettopreise – der Abzug weiterer Rabatte ist nicht möglich.



› Weitere Produktinformationen finden Sie online unter mwdental.de



SCHICK
DENTAL

~~3.450,-~~
3.099,-

S3 Master Fräsgerät

Technische Daten:


Nennspannung: 230 V/115 V/100 V
 Nennfrequenz: 50/60 Hz
 Leistung: 270 W
 Drehmoment Motor: 7,8 Ncm
 Motordrehzahl: 1.000 – 50.000 U/Min
 Rundlaufgenauigkeit: <0,015 mm
 Maße (B x H x T): 300 x 500 x 420 mm
 Gewicht: 23 kg
 Garantie: 1 Jahr



- S3 Master Fräsgerät
- S3 Master Frässpindel mit Lichtkopf
- Fußstretschalter Magnetspannung
- Fußstretschalter Motor Ein/Aus
- Spannzange Ø 2,35 mm inkl.
- Anschlag für kurze Werkzeuge
- (ohne Modelltisch)

053 931 | 1 Stck. | € 9.152,00
 € 8.235,00

Nettopreise – der Abzug weiterer Rabatte ist nicht möglich.



› Weitere Produktinformationen finden Sie online unter mwdental.de



SCHICK
DENTAL

~~9.152,-~~
8.235,-

Q3 Profi

Technische Daten:

Drehzahl: 200 – 50.000 U/min
 Drehmoment: 9 Ncm
 Spannung: 100 – 230 V / 50/60 Hz
 Leistung: 240 W

Daten Handstück:

Ø: 28 mm, Länge: 158 mm
 Gewicht: 240 g
 Antriebssystem: DC Motor, kollektorlos

Daten Steuereinheit:

Maße (B x H x T):
 Kniestuerung 128 x 208 x 207 mm
 Fußsteuerung 175 x 95 x 260 mm
 Tischsteuerung 105 x 200 x 210 mm
 Gewicht:
 Kniestuerung 1.360 g
 Fußsteuerung 2.300 g
 Tischsteuerung 1.880 g

Lieferumfang:

Steuerggerät, Motorhandstück mit Kabel, Handstückablage, Netzkabel



Nettopreise – der Abzug weiterer Rabatte ist nicht möglich.

Q3 Profi Tischsteuerung
 153 961 | 1 Stck. | € 1.866,00
 € 1.679,00

Q3 Profi Fußsteuerung
 153 960 | 1 Stck. | € 1.669,00
 € 1.498,00

Q3 Profi Kniestuerung
 153 959 | 1 Stck. | € 1.866,00
 € 1.679,00



› Weitere Produktinformationen finden Sie online unter mwdental.de



SCHICK
DENTAL

~~1.669,-~~ ab
1.498,-

Niethammer

Niethammer*:

mit Rundaufsatz
 053 905 | 1 Stck. | € 263,00
 € 238,00



Nettopreise – der Abzug weiterer Rabatte ist nicht möglich.



* Passend für alle gängigen Motorhandstücke von Schick sowie passend für Motorhandstücke anderer Hersteller.

› Weitere Produktinformationen finden Sie online unter mwdental.de



SCHICK
DENTAL

~~263,-~~
238,-

M+W select K+B COLOR

Farbige K+B-Instrumente für die Verblendtechnik.

Farbe

gold 081 945

rot 081 946

blau 081 947

je Stck. € 9,10
€ 8,20

10%
SPAREN



9,10
8,20



M+W select THOMAS-COLOR

Form / Farbe

PKT-1, gold 298 930

PKT-2, grün 298 931

PKT-3, blau 298 932

PKT-4, rot 298 933

PKT-5, silber 298 934

1 Stck. € 11,50
€ 10,40

Satz mit 5 Stck.


(PKT 1-5)

298 935

1 Pckg. | € 51,50
€ 46,40

Modellierinstrumente für die Aufwachstechnik. Mit Alu-Griffen.

10%
SPAREN



11,50 ab
10,40



M+W select INDU-HEAT

Induktionsheizgerät zu der Erwärmung von Wachsmessern, Sonden und anderen dentalen Instrumenten.

Technische Daten:

Spannung: 230 V

Leistung: 100 W

Maße (H x B x T): 95 x 92 x 270 mm

Gewicht: 550 g

Garantie: 1 Jahr

Indu-Heat

300 905 | 1 Stck. | € 215,00
€ 193,50

10%
SPAREN



215,-
193,50



Einbettmassen



Top-Angebot!



Investment BS Liquid

Zum Anmischen von Heraeus-Einbettmassen. Die Flüssigkeiten sind auf das Einbettmassenpulver abgestimmt und für mehrere Einbettmassen einsetzbar. Durch Zugabe von destilliertem oder entmineralisiertem Wasser lässt sich die Höhe der Expansion bestimmen.

Farbe	900 ml	3.000 ml
Liquid 1	027 908	027 909
Liquid 2	027 910	-
1 Pckg.	€ 21,40	€ 47,90
	€ 17,20	€ 38,30

Investment BS Liquid 1:

Anmischflüssigkeit für Heravest Speed/-Onyx/-Press/-M/-M 2000/-M 2000 print sowie Moldavest exact/-master/-master run

Investment BS Liquid 2:

Anmischflüssigkeit für Heravest Premium /-Saphir und Moldavest futura



21,40 ab
17,20

Heravest M 2000

Einbettmasse für den Modellguss. Für die Schnellaufheizung geeignet, kann bei 1.000 °C in den vorgeheizten Ofen gestellt werden. Dadurch sind Öfen ohne Programmsteuerung einsetzbar.

20 kg (125 x 160 g Beutel)
127 960 | 1 Pckg. | € 178,00
€ 142,50

20 kg (4 x 5 kg)
127 961 | 1 Pckg. | € 120,00
€ 95,90



120,- ab
95,90

Heravest M print+

Phosphatgebundene, graphitfreie Präzisions-Einbettmasse für die Modellgusstechnik im Rapid Prototyping Verfahren. Die Einbettmasse wurde somit speziell für das Ausbrennen von gedruckten oder CAD-gefertigten Kunststoffgerüsten entwickelt. Die Vorteile liegen in sauberen Gussobjekten, glatten Oberflächen und einer guten Passung. Spezielle Silikonmanschetten und Gusstrichterformer in Modellform gleichen die Abbindeexpansion der Einbettmasse aus. Insofern die Muffelgeometrie für das verwendete Gießgerät kompatibel ist, können diese auch für die K&B-Technik verwendet werden.

50 x 400 g (20 kg)
442 999 | 1 Pckg. | € 158,00
€ 126,40



158,- ab
126,40

Heravest M

Präzisions-Einbettmasse für die Modellgusstechnik. Extrem glatte Metalloberflächen werden erreicht. Die Expansionswerte sind durch ein spezielles Liquid exakt steuerbar. Bitte separat bestellen.

20 kg (125 x 160 g Beutel)
027 983 | 1 Pckg. | € 174,00
€ 139,20



174,- ab
139,20

Heravest Premium 2

Phosphatgebundene, graphitfreie K+B Edelmetall-Einbettmasse für die Kronen- und Brückentechnik. Diese Einbettmasse ist für alle Edelmetall-Legierungen geeignet und kann sowohl konventionell als auch schnell aufgeheizt werden. Die glatte Oberfläche und der passgenaue Guss in höchster Präzision ermöglichen ein exaktes Ergebnis.

5,6 kg (35 x 160 g ohne Liquid)
027 970 | 1 Pckg. | € 116,00
€ 92,80



116,- ab
92,80

Heravest Speed

Graphitfreie, phosphatgebundene Präzisions-Einbettmasse zur Schnellaufheizung für die K+B-Technik. Nach einer Abbindezeit von 15 Minuten nach dem Ausgießen kann die Gusskuvette in den Vorwärmeofen gestellt werden, der bereits die jeweilige Vorwärmtemperatur erreicht haben muss.

20 kg, Beutel à 160 g (ohne Flüssigkeit)
027 968 | 1 Pckg. | € 265,00
€ 211,90



265,- ab
211,90



Palapress

Kaltpolymerisierender Kunststoff für die Komplettierung von Modellgussprothesen.

Farbe	100 g	500 g	1 kg
rosa	042 920	042 921	042 922
rosa opak	-	-	042 934
klar	142 920	142 921	142 922
1 Pckg.	€ 31,80 € 25,40	€ 89,90 € 71,90	€ 119,80 € 95,80



Flüssigkeit, 80 ml
042 925 | 1 Fl. | € 26,50
€ 21,20

Flüssigkeit, 500 ml
042 926 | 1 Fl. | € 65,80
€ 52,60



26,50 ab
21,20

PalaXpress

Universell anwendbarer Prothesenwerkstoff zum Gießen (Komplettierung von Modellgussprothesen, Randgestaltung, Bruchreparaturen und indirekte Unterfütterungen). In Kombination mit dem Palajet Injektionsgerät lassen sich besonders passgenaue Prothesen herstellen.

Farbe	100 g	1 kg
rosa	-	042 954
rosa geadert	-	042 959
rosa opak	042 948	042 949
pink live	-	142 945
klar	142 935	142 936
1 Pckg.	€ 32,80 € 26,20	€ 120,50 € 96,40



Flüssigkeit, 500 ml
042 956
1 Fl. | € 66,80
€ 53,40



32,80 ab
26,20

Palapress vario

Kaltpolymerisierender Kunststoff für die Komplettierung von Modellgussprothesen, Unterfütterungen, Funktionsrandgestaltung. Lange plastische Phase (9 Minuten) bei verkürzter Anquellzeit.

Farbe	100 g	500 g	1 kg
rosa	042 930	042 931	042 932
rosa opak	-	-	042 924
klar	142 930	142 931	-
1 Pckg.	€ 31,80 € 25,40	€ 89,90 € 71,90	€ 119,80 € 95,80

Flüssigkeit, 80 ml
042 935 | 1 Fl. | € 26,50
€ 21,20

Flüssigkeit, 500 ml
042 936 | 1 Fl. | € 65,80
€ 52,60



26,50 ab
21,20

PalaXtreme

Kaltpolymerisierender High-Impact-Kunststoff zur Herstellung von Voll- und Teilprothesen. Durch seine gute Bruch-sicherheit besonders geeignet für Implantat getragene Prothesen. Der Kunststoff kann sowohl im Gieß- als auch im Injektionsverfahren angewendet werden und durch seinen geringen Restmonomergehalt (2,03%) ist er zusätzlich besonders allergiefreundlich.

Physikalische Eigenschaften:
Bruchzähigkeit: 2,39 MPa
Bruchbarkeit: 1.128 J/m²

Farbe	100 g	1 kg
rosa	142 946	142 952
rosa opak	142 947	142 953
rosa geadert	142 948	142 954
R50 geadert	142 949	142 955
farblos	142 950	142 956
pink live	142 951	142 957
1 Pckg.	€ 38,20 € 30,60	€ 149,00 € 119,20

Flüssigkeit, 80 ml
142 959 | 1 Fl. | € 35,50
€ 28,40

Flüssigkeit, 500 ml
142 960 | 1 Fl. | € 92,00
€ 73,60



35,50 ab
28,40

AM. Edelingh Daily dental excellence.

AM. Edelingh Red Milling Cutter

Die A.M. Edelingh Red Milling Cutter sind spezielle, rot beschichtete Fräser, welche gegenüber herkömmlichen Fräsern eine überdurchschnittliche Standzeit aufweisen. Durch Ihre hervorragenden Oberflächeneigenschaften wird ein besonders kühles Arbeiten ermöglicht. Das wirkt sich positiv auf das zu bearbeitende Material aus. Durch ihre unterschiedlichen Verzahnungen decken sie zudem jedes gewünschte Einsatzgebiet ab und garantieren höchste Präzision auch bei schwierigen Materialien.



Roter Ring: Feine Kreuzverzahnung, bestens geeignet für Metalllegierungen und Prothesenkunststoffe.

									
Form 1	Form 3	Form 5	Form 6	Form 7	Form 8	Form 9	Form 10	Form 12	Form 13
144 920	144 922	144 924	144 925	144 926	144 927	144 928	144 929	144 931	144 932
€ 16,70 € 14,90	€ 26,80 € 24,20	€ 16,70 € 14,90	€ 16,70 € 14,90	€ 26,80 € 24,20	€ 16,70 € 14,90	€ 26,80 € 24,20	€ 16,70 € 14,90	€ 16,70 € 14,90	€ 26,80 € 24,20

Blauer Ring: Der Allrounder, für Gipse (sogar feuchte Gipse) und Prothesenkunststoffe.

							
Form 17	Form 18	Form 19	Form 20	Form 21	Form 22	Form 23	Form 26
144 936	144 937	144 938	144 939	144 940	144 941	144 942	144 945
€ 25,10 € 22,60	€ 25,10 € 22,60	€ 17,30 € 15,60	€ 16,70 € 14,90	€ 25,10 € 22,60	€ 25,10 € 22,60	€ 16,70 € 14,90	€ 26,80 € 24,20

Rosa Ring: Zur groben Bearbeitung von Titanlegierungen, Metalllegierungen und Verblendkeramiken.

								
Form 27	Form 29	Form 31	Form 32	Form 33	Form 34	Form 35	Form 36	Form 39
144 946	144 948	144 950	144 951	144 952	144 953	144 954	144 955	144 958
€ 18,10 € 16,30	€ 27,10 € 24,40	€ 18,10 € 16,30	€ 27,10 € 24,40	€ 20,90 € 18,80	€ 18,10 € 16,30	€ 27,10 € 24,40	€ 18,10 € 16,30	€ 18,10 € 16,30

Grün/Orange/Gelber Ring: Für die finale Ausarbeitung von Metalllegierungen, Modellguss und Titanlegierungen vor dem Gummieren.

			
Form 41	Form 42	Form 43	Form 44
144 960	144 961	144 962	144 963
€ 27,10 € 24,40	€ 18,10 € 16,30	€ 18,10 € 16,30	€ 18,10 € 16,30

Schwarz/Grüner Ring: Geeignet für weichbleibende und Prothesenkunststoffe.

		
Form 48	Form 49	Form 50
144 967	144 968	144 969
€ 25,10 € 22,60	€ 27,10 € 24,40	€ 25,10 € 22,60



16,70 ab
14,90

AM. Edelingh
Occlusions-Spray Premium

Fein zeichnendes und sprühendes Premium Occlusions-Spray mit speziell entwickeltem Sprührohr, welches ein Verstopfen verhindert. Sekundenschnelle Trocknung nach dem Auftragen. Das Spray lässt sich leicht mit Wasser entfernen. Erhältlich in den Farben grün und rot.

**10%
SPAREN**

- grün, 200 ml
093 997 | 1 Dose | € 18,90
€ 16,90
- rot, 200 ml
093 998 | 1 Dose | € 18,90
€ 16,90



~~18,90~~
16,90

AM. Edelingh Scan Spray Xtra

Dieses ultra feine Scanspray ermöglicht einen gleichmäßigen und sehr feinen Pulverauftrag von unter 3 µm. Es trocknet nach dem Auftragen sehr schnell auf dem Objekt und verhindert somit einen lästigen Feuchtigkeitsfilm. Die spezielle Sprühdüse sorgt zusätzlich für einen exzellenten Auftrag. Zusätzlich kann das Spray auch als Silikonisierung verwendet werden. Ein kurzer Sprühstoß genügt, um die Oberfläche zu entspannen und den Abdruck blasenfrei auszugießen. TiO2 frei. Farbe: weiß, für ca. 400 Anwendungen.

**10%
SPAREN**

- 75 ml
093 992 | 1 Dose | € 27,90
€ 25,20
- 200 ml
093 993 | 1 Dose | € 36,80
€ 33,20



~~27,90 ab~~
25,20

AM. Edelingh Premium Flex

Universell einsetzbare premium Schleifscheiben zur Bearbeitung von Kompositen, Metallen sowie weiteren Kunststoffen und sogar Keramiken. Das verwendete Schleifmaterial verfügt über eine geschlossene Streuung, was die Standzeit um ein Vielfaches erhöht. Definierte Körnung nach my (fein 40my, mittel 60my, grob 100my).

- Hochwertiges Film Nylon-Trägermaterial
- Al₂O₃ beschichtet, einseitig
- Snap-On-Mandrell
- Moshärte 5,5
- Ø 22 mm (7/8)

- 25 Stck.:
fein
074 822 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 10,40
- mittel
074 823 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 10,40
- grob
074 824 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 10,40

**10%
SPAREN**



~~11,50~~
10,40



K-POWERgrip/K-Control TLC

Technische Daten:

Drehzahlbereich: 1.000 – 50.000 U/Min.
 Max. Drehmoment: 7 Ncm
 Rundlaufabweichung: < 0,02 mm
 Lüfter: geschlossenes System
 Antriebssystem: kollektorloser Motor
 Gewicht: 240 g
 Länge: 163 mm
 Kabellänge: 1,98 m
 Garantie: 1 Jahr

Kniesteuerung:

K-POWERgrip TLC-Steuergerät (Knie)
 inkl. Steuergerät TLC, K-POWERgrip-
 Handstück und Handstückablage
182 981 | 1 Set | € 1.885,00
 € 1.695,00

Auftischsteuerung:

K-POWERgrip/TLC-Steuergerät (Auftisch)
 inkl. Steuergerät TLC, K-POWERgrip-
 Handstück und Handstückablage
182 982 | 1 Set | € 1.885,00
 € 1.695,00



Fußsteuerung:

K-POWERgrip/TLC-Steuergerät (Fuß)
 inkl. Steuergerät TLC, K-POWERgrip-
 Handstück und Handstückablage
182 983 | 1 Set | € 1.885,00
 € 1.695,00
 K-POWERgrip-Handstück EWL 4941
182 984 | 1 Stck. | € 1.249,00
 € 1.125,00



KAVO
Dental Excellence

~~1.885,-~~
1.695,-

K-ERGOgrip/K-Control TLC

Ergonomie:

- Gelenkschonend
- Leicht und gut ausbalanciert

Leistung:

- Hohes Drehmoment von 7 Ncm
- Drehzahl bis 50.000/min

Qualität:

- Lange Lebensdauer
- Einfacher Kugellagerwechsel

Technische Daten:

Drehzahlbereich: 1.000 – 50.000 U/min¹
 Max. Drehmoment: 7 Ncm
 Abgabeleistung: 160 W Länge
 Handstück: 140 mm
 Garantie: 1 Jahr

Kniesteuerung:

inkl. TLC-Steuergerät, K-ERGOgrip-
 Handstück, 2 Griffhülsen und
 Handstückablage
182 993 | 1 Set | € 1.998,00
 € 1.798,00



Fußsteuerung:

inkl. TLC-Steuergerät, K-ERGOgrip-
 Handstück, 2 Griffhülsen und
 Handstückablage
182 994 | 1 Set | € 1.998,00
 € 1.798,00

Auftischsteuerung:

inkl. TLC-Steuergerät, K-ERGOgrip-
 Handstück, 2 Griffhülsen und
 Handstückablage
182 995 | 1 Set | € 1.998,00
 € 1.798,00

K-ERGOgrip Handstück, einzeln
182 996 | 1 Stck. | € 1.249,00
 € 1.125,00



KAVO
Dental Excellence

~~1.998,-~~
1.798,-

K5 plus/K-Control TLC

Das K5 plus-Handstück weist eine geringere Wärmeentwicklung auf und das Kabel ist noch flexibler.

- Leichtes kurzes Handstück (220 g Gewicht, L 149 mm) für präzises und ermüdungsfreies Arbeiten
- Minimales Laufgeräusch im gesamten Drehzahlbereich (1.000 – 35.000 U/Min)
- Besonders servicefreundlich (einfacher Lagerwechsel)
- Bewährte Werkzeug-Schnellspannung
- Universell durch Drehzahl von 1.000 – 35.000 U/Min
- Drehzahlbegrenzungsmöglichkeit auf max. 30.000 U/Min

Technische Daten:

Max. Drehmoment: 4,5 Ncm
 Rundlaufabweichung: < 0,03 mm
 Antriebssystem: eingebauter kollektorloser DC-Motor
 Garantie: 1 Jahr

Tischsteuerung:

Inkl. Steuergerät TLC Tisch,
 K5 plus Handstück, Fußanlasser
 und Handstückablage
182 997 | 1 Set | € 1.420,00
 € 1.278,00

Kniesteuerung:

Inkl. Steuergerät TLC Knie,
 K5 plus Handstück
 und Handstückablage
182 998 | 1 Set | € 1.420,00
 € 1.278,00

Fußsteuerung:

Inkl. Steuergerät TLC Fuß,
 K5 plus Handstück
 und Handstückablage
182 999 | 1 Set | € 1.420,00
 € 1.278,00

K5 Plus Handstück EWL 4911, einzeln
182 969 | 1 Stck. | € 959,00
 € 865,00



KAVO
Dental Excellence

~~1.420,-~~
1.278,-

Ultimate XL > Weitere Produktinformationen finden Sie online unter mwdental.de

Compact Tischgerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Compact, Handstückablage
und Fußanlasser
299 991 | 1 Set | ~~€ 1.090,00~~
€ 825,00

Compact Fußsteuergerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Compact
und Handstückablage
299 998 | 1 Set | ~~€ 1.090,00~~
€ 825,00

Compact Knieanlasser:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Compact
und Handstückablage
299 999 | 1 Set | ~~€ 1.090,00~~
€ 825,00

Motor-Handstück Compact UMXLC
299 988 | 1 Set | ~~€ 655,00~~
€ 465,00

Torque Tischgerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Torque, Handstückablage
und Fußanlasser
299 989 | 1 Set | ~~€ 1.295,00~~
€ 990,00

Torque Fußsteuergerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Torque und Handstückablage
299 986 | 1 Set | ~~€ 1.295,00~~
€ 990,00

Torque Knieanlasser:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Torque und Handstückablage
299 985 | 1 Set | ~~€ 1.295,00~~
€ 990,00

Torque Tischgerät/Turmmodell:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück Torque,
Handstückablage und Fußanlasser
299 984 | 1 Set | ~~€ 1.295,00~~
€ 990,00

Motor-Handstück Torque UMXLT
299 987 | 1 Set | ~~€ 695,00~~
€ 495,00

Technische Daten:

	Torque Version	Compact Version
Drehzahl:	1.000 – 50.000 U/min	1.000 – 50.000 U/min
Max. Drehmoment:	8,7 Ncm	6,0 Ncm
Handstück:	151 cm x Ø 29 mm	144 cm x Ø 27 mm
Gewicht Handstück:	219 g	181 g
Kabellänge:	2 m	2 m
Garantie:	1 Jahr	1 Jahr

BIS ZU
29%
SPAREN



M+W BEST DEALS
Nettopreis – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



NSK ab **825,-**

Presto Aqua II/Lux

Presto Aqua II
199 956 | 1 Stck. | ~~€ 1.285,00~~
€ 1.158,00

Presto Aqua Lux
199 996 | 1 Stck. | ~~€ 1.640,00~~
€ 1.475,00

10%
SPAREN



> Weitere Produktinformationen
finden Sie online unter mwdental.de

~~1.285,-~~ ab
1.158,-



NSK

Volvere i7

Standard
199 978 | 1 Stck. | ~~€ 970,00~~
€ 875,00

Type ISO-E
199 979 | 1 Stck. | ~~€ 990,00~~
€ 889,00

10%
SPAREN

Technische Daten:

	Mikromotor Standard	Mikromotor Typ ISO E
Drehzahlbereich:	1.000 – 35.000 U/min	1.000 – 35.000 U/min
Drehmoment:	4,1 Ncm	4,1 Ncm
Abmessung (L x Ø):	150 x 24,5 mm	130 x 24,5 mm
Gewicht:	192 g (ohne Kabel)	118 g (ohne Kabel)
Gewicht Steuergerät:	900 g	900 g
Abmessung Steuergerät (B x H x T):	69 x 167 x 185 mm	69 x 167 x 185 mm



> Weitere Produktinformationen
finden Sie online unter mwdental.de

~~970,-~~ ab
875,-



NSK


M+W select SUPERFLEX NR. 355

Superdünne Diamantscheibe, Stärke 0,25 mm, Standardkörnung 100 µm. Doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.



Ø 19 mm (355/190)
300 962 | 1 Stck. | € 13,50
 € 11,50
 ab 5 Stck. | je Stck. | € 13,20
 € 11,20

Ø 22 mm (355/220)
300 963 | 1 Stck. | € 14,80
 € 12,60
 ab 5 Stck. | je Stck. | € 14,50
 € 12,30



13,20 ab
11,20


M+W select SUPERFLEX NR. 350

Gelochte Scheibe, Stärke 0,25 mm, Standardkörnung 100 µm. Doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.



Ø 19 mm (350/190)
300 960 | 1 Stck. | € 19,80
 € 16,80
 ab 5 Stck. | je Stck. | € 19,50
 € 16,50

Ø 22 mm (350/220)
300 961 | 1 Stck. | € 20,90
 € 17,80
 ab 5 Stck. | je Stck. | € 20,50
 € 17,40




19,50 ab
16,50

M+W select SUPERFLEX NR. 393

Scheiben mit ovaler Perforation zum Separieren und Konturieren von Keramik. Weiches Abtragen bei hohem Materialabtrag. Hohe Flexibilität und gute Durchsicht. Stärke 0,15 mm, belegt mit Körnung 50 µm, doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.



Ø 22 mm (393/220)
300 967 | 1 Stck. | € 17,20
 € 14,60
 ab 5 Stck. | je Stck. | € 16,90
 € 14,30



16,90 ab
14,30


M+W select SUPERFLEX NR. 705

Schräg gezahnte, superflexible Diamant-scheibe. Stärke 0,15 mm, doppelseitig belegt mit Körnung 50 µm, montiert für Handstück.



Ø 19 mm (705/190)
300 965 | 1 Stck. | € 19,80
 € 16,80
 ab 5 Stck. | je Stck. | € 19,50
 € 16,50

Ø 22 mm (705/220)
300 966 | 1 Stck. | € 20,90
 € 17,80
 ab 5 Stck. | je Stck. | € 20,50
 € 17,40



19,50 ab
16,50

M+W select SUPERFLEX NR. 605

Geschlitzte Scheibe, bringt zusätzlichen Kühleffekt. Stärke 0,25 mm, Standardkörnung 100 µm, doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.



Ø 22 mm (605/220)
300 964 | 1 Stck. | € 17,20
 € 14,60
 ab 5 Stck. | je Stck. | € 16,90
 € 14,30



16,90 ab
14,30

M+W select SUPERFLEX DIAMANTSCHLEIBEN

Unmontiert, doppelseitig auf der Kante schneidend. Lieferbar in Ø 19 mm und Ø 22 mm.



Ø 19 mm, doppelseitig belegt, Stärke 0,23 mm
046 880 | 1 Stck. | € 9,60
 € 8,20
 ab 6 Stck. | je Stck. | € 9,30
 € 7,90

Ø 19 mm, einseitig belegt, Stärke 0,145 mm
046 881 | 1 Stck. | € 9,60
 € 8,20
 ab 6 Stck. | je Stck. | € 9,30
 € 7,90

Ø 22 mm, doppelseitig belegt, Stärke 0,23 mm
046 883 | 1 Stck. | € 10,50
 € 8,90
 ab 6 Stck. | je Stck. | € 10,20
 € 8,60

Ø 22 mm, einseitig belegt, Stärke 0,145 mm
046 884 | 1 Stck. | € 10,50
 € 8,90
 ab 6 Stck. | je Stck. | € 10,20
 € 8,60



9,30 ab
7,90

M+W select TRENNSCHEIBEN

dünn für Edelmetall, geringer Metallverlust beim Trennen:

22 x 0,30 mm, 100 Stck.

018 805 | 1 Pckg. | € 23,90
€ 21,50

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 23,30
€ 20,90

für Kobalt-Chrom-Legierungen zum Schleifen und Trennen:

22 x 0,60 mm, 100 Stck.

018 804 | 1 Pckg. | € 14,50
€ 12,90

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 14,10
€ 12,50

für Kobalt-Chrom-Legierungen zum Schleifen und Trennen:

35 x 3,00 mm, 25 Stck.

018 802 | 1 Pckg. | € 19,95
€ 17,90

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 19,25
€ 17,20

10%
SPAREN

35 x 3,00 mm



22 x 0,30 mm



22 x 0,60 mm



14,10 ab
12,50



M+W select TRENNSCHEIBEN

Die geweberverstärkten Trennscheiben zeichnen sich durch ihre sehr hohe Stand- und Biegefestigkeit aus.

Die Trennscheiben gibt es für die verschiedensten Einsatzgebiete und bieten ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

10%
SPAREN

Keramik und Zirkon, 20 Stck.:

20 x 0,2+ mm

069 815 | 1 Pckg. | € 69,90
€ 62,90

20 x 0,3 mm

069 816 | 1 Pckg. | € 69,90
€ 62,90

26 x 0,4 mm

069 817 | 1 Pckg. | € 29,20
€ 26,30

Titan und Kunststoff, 20 Stck.:

40 x 0,6 mm

069 818 | 1 Pckg. | € 40,90
€ 36,80

NEM und Edelmetalle, 20 Stck.:

22 x 0,2 mm

069 805 | 1 Pckg. | € 26,50
€ 23,90

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 25,90
€ 23,30

22 x 0,3 mm

069 806 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 19,70

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 21,20
€ 18,90

26 x 0,3 mm

069 819 | 1 Pckg. | € 30,80
€ 27,70

NEM und Modellguss, 20 Stck.:

22 x 1,0 mm (HARD)

069 820 | 1 Pckg. | € 28,50
€ 25,70

40 x 0,5 mm

069 807 | 1 Pckg. | € 44,60
€ 40,20

40 x 1,0 mm (HARD)

069 821 | 1 Pckg. | € 49,95
€ 44,90

40 x 1,0 mm

069 808 | 1 Pckg. | € 46,90
€ 42,20



21,20 ab
18,90



M+W select KORUNDPAPIER/-LEINEN

Verschleißfeste, flexible Papier- bzw. Leinenunterlage mit gleichmäßiger Kornbeschichtung garantiert eine gute Anpassung an Rundungen und Konturen und damit eine gleichmäßige Schleif- bzw. Polierleistung. Die Rollen sind in praktischen Spenderkartons verpackt, die durch Zusammenstecken der Verschlusslaschen an Ober- und Unterseite des Kartons zu einem endlosen Set erweiterungsfähig sind.



12,90 ab
11,60



Korundpapier, Rolle à 50 m:

Körnung 80

093 941 | 1 Rolle | € 12,90
€ 11,60

Körnung 100

093 942 | 1 Rolle | € 12,90
€ 11,60

Körnung 120

093 943 | 1 Rolle | € 12,90
€ 11,60

Körnung 150

093 944 | 1 Rolle | € 12,90
€ 11,60

Körnung 180

093 945 | 1 Rolle | € 12,90
€ 11,60

Körnung 220

093 946 | 1 Rolle | € 15,20
€ 13,70

Körnung 400

093 947 | 1 Rolle | € 15,20
€ 13,70

Körnung 600

093 948 | 1 Rolle | € 16,90
€ 15,20

Körnung 800

093 949 | 1 Rolle | € 18,50
€ 16,60

10%
SPAREN

Korundleinen, Rolle à 50 m:

Körnung 100

193 901 | 1 Rolle | € 21,90
€ 19,70

Körnung 120

193 902 | 1 Rolle | € 21,90
€ 19,70

Körnung 150

193 903 | 1 Rolle | € 21,90
€ 19,70

Körnung 180

193 904 | 1 Rolle | € 21,90
€ 19,70

Körnung 220

193 905 | 1 Rolle | € 23,50
€ 21,20

Körnung 400

193 906 | 1 Rolle | € 23,50
€ 21,20

M+W select WACHSMESSER
NACH FAHNENSTOCK

Rostfrei. Importqualität.

13 cm Länge
298 944 | 1 Stck. | € 4,50
€ 3,80

ab 5 Stck. | je Stck. | € 4,10
€ 3,40

17 cm Länge
298 945 | 1 Stck. | € 4,90
€ 4,15

ab 5 Stck. | je Stck. | € 4,50
€ 3,75

15%
SPAREN



4,10 ab
3,40

M+W select ANTKOVIAK
WACHSMESSER

Mit Kunststoffgriff und auswechselbarer Klinge. Importqualität.

Antkoviak
298 939 | 1 Stck. | € 4,90
€ 4,15

Ersatzklinge
298 938 | 1 Stck. | € 3,10
€ 2,65

15%
SPAREN



4,90
4,15

M+W select WACHSMESSER
NACH LESSMANN

Mit Mulde, rostfrei. Importqualität.

13 cm Länge
298 940 | 1 Stck. | € 4,20
€ 3,55

ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,90
€ 3,25

17 cm Länge
298 954 | 1 Stck. | € 5,20
€ 4,40

ab 5 Stck. | je Stck. | € 4,90
€ 4,10

15%
SPAREN



3,90 ab
3,25

M+W select ERMERT
WACHSMESSER

Mit Holzgriff. Importqualität.

Import-Qualität
298 936 | 1 Stck. | € 5,50
€ 4,70

15%
SPAREN



5,50
4,70

M+W select GIPSMESSER GRITMAN

Rostfrei mit Küvettenöffner, 16 cm lang.

Import-Qualität
298 946 | 1 Stck. | € 7,30
€ 6,20

ab 5 Stck. | je Stck. | € 6,95
€ 5,90

15%
SPAREN



6,95 ab
5,90

M+W select TRANSPORTBOXEN

Sehr preiswerte Versand- und Aufbewahrungsboxen für Modelle u.a.
Maße (L x B x H): 145 x 105 x 65 mm.
Farbe natur.

Transportbox
000 988 | 1 Stck. | € 1,60
€ 1,35
ab 10 Stck. | je Stck. | € 1,50
€ 1,25
ab 50 Stck. | je Stck. | € 1,40
€ 1,15



16%
SPAREN



1,40 ab
1,15

M+W select MODELLKÄSTEN

Farbe

weiß	300 910
türkis	300 911
violett	300 912
blau	300 913
gelb	300 914
rot	300 916
grün	300 917
orange	300 918
magenta	300 919
mint	300 920
dunkelgrau	300 921

je Stck. € 3,40
€ 3,05
ab 20 Stck. € 3,20
einer Farbe, je Stck. € 2,85
ab 100 Stck. € 2,90
einer Farbe, je Stck. € 2,65
ab 500 Stck. € 2,50
einer Farbe, je Stck. € 2,25

M+W Modellkästen mit praktischem Etikettiersystem, ein mühevolleres Ablösen alter Etiketten entfällt. Im Lieferumfang ist bereits ein Etikett enthalten. Hergestellt aus 100% recycelfähigem, schlagzähem Polystyrol. Maße (L x B x H): 308 x 85 x 70 mm

Etiketten, 25 Stck.
300 915 | 1 Pckg. | € 3,10
€ 2,80

10%
SPAREN



2,50 ab
2,25

M+W select ORTHO BOX

Stoßsichere Plastikbox mit Luftlöchern für KFO-Apparaturen, prothetische Arbeiten u.a.
Maße (B x L x H): 80 x 80 x 43 mm.
Zusätzlich sind Bänder mit abnehmbarer Schnalle und Sicherheitsverschluss für die Boxen erhältlich.

Farbe	Ortho Box	Band
weiß	198 015	759 034
pink	198 016	-
blau	Bei Band: royalblau 198 017	759 032
rot	198 018	759 030
neongelb-grün	198 096	-
grün	bei Band: apfelgrün 198 097	759 031
schwarz	-	759 033
je Stck.	€ 1,60 € 1,45	€ 1,00 € 0,90
ab 10 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 1,50 € 1,35	€ 0,85 € 0,75
ab 20 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 1,40 € 1,25	€ 0,79 € 0,69

10%
SPAREN



1,40 ab
1,25

VITA AMBRIA

TRANSLUCENT

Farbe	5 Stck.
A1-T, S	685 001
A2-T, S	685 002
A3-T, S	685 003
B1-T, S	685 004
B2-T, S	685 005
C2-T, S	685 006
D2-T, S	685 007
0M1-T, S	685 008
0M3-T, S	685 009
1 Pckg.	€ 91,90 € 82,80

Farbe	3 Stck.
A1-T, L	685 010
A2-T, L	685 011
A3-T, L	685 012
B1-T, L	685 013
B2-T, L	685 014
C2-T, L	685 015
D2-T, L	685 016
0M1-T, L	685 017
0M3-T, L	685 018
1 Pckg.	€ 105,50 € 94,90

NEUE FARBEN

Farbe	5 Stck.
A3,5-T, S	685 042
B3-T, S	685 043
C1-T, S	685 044
C3-T, S	685 045
D3-T, S	685 046
1M1-T, S	685 047
1M2-T, S	685 048
2M1-T, S	685 049
2M2-T, S	685 050
3M1-T, S	685 051
3M2-T, S	685 052
4M1-T, S	685 053
4M2-T, S	685 054
1 Pckg.	€ 91,90 € 82,80

NEUE FARBEN

Farbe	5 Stck.
ENL-ST, S	685 068
ENM-ST, S	685 069
ENI-ST, S	685 070
1 Pckg.	€ 91,90 € 82,80

HIGH TRANSLUCENT

Farbe	5 Stck.
A1-HT, S	685 019
A2-HT, S	685 020
A3-HT, S	685 021
B1-HT, S	685 022
B2-HT, S	685 023
C2-HT, S	685 024
D2-HT, S	685 025
0M1-HT, S	685 026
0M3-HT, S	685 027
1 Pckg.	€ 91,90 € 82,80

Farbe	3 Stck.
A1-HT, L	685 028
A2-HT, L	685 029
A3-HT, L	685 030
B1-HT, L	685 031
B2-HT, L	685 032
C2-HT, L	685 033
D2-HT, L	685 034
0M1-HT, L	685 035
0M3-HT, L	685 036
1 Pckg.	€ 105,50 € 94,90

NEUE FARBEN

Farbe	5 Stck.
A3,5-HT, S	685 055
B3-HT, S	685 056
C1-HT, S	685 057
C3-HT, S	685 058
D3-HT, S	685 059
1M1-HT, S	685 060
1M2-HT, S	685 061
2M1-HT, S	685 062
2M2-HT, S	685 063
3M1-HT, S	685 064
3M2-HT, S	685 065
4M1-HT, S	685 066
4M2-HT, S	685 067
1 Pckg.	€ 91,90 € 82,80



Hochpräzises zirkondioxidverstärktes Lithiumdisilikat-Presskeramiksystem zur Herstellung von grazilen Konstruktionen wie Veneers, Inlays/Onlays sowie Voll-/Teilkronen und dreigliedrigen Brücken bis zum 2. Prämolaren. Die Pressrohlinge sind in drei Transluzenz-Stufen (T/HT/ST) und in zwei Größen (S/L) erhältlich. Ebenfalls ist die Einbettmasse Invest P, deren Liquid Invest F und die Plunger Pressstempel auf das System abgestimmt.



91,90 ab
VITA 82,80

VITA AMBRIA INVEST P+F

Ideal auf VITA AMBRIA abgestimmte, phosphatgebundene Einbettmasse. Mit der dazugehörigen Flüssigkeit kann die Expansion und die Fließfähigkeit exakt gesteuert werden. Kann auch im Speedverfahren verwendet werden.

INVEST P, 50 x 100 g
685 040 | 1 Pckg. | € 176,20
€ 158,60

INVEST F, 1.000 ml
685 041 | 1 Fl. | € 39,50
€ 35,50



39,50 ab
VITA 35,50



VITA LUMEX AC

Leuzitverstärktes, glaskeramisches Verblendsystem mit Materialformel für farbtreue, lebendige und verlässliche Ergebnisse. Zur Verblendung aller gängigen vollkeramischen Gerüstmaterialien wie Zirkondioxid, Lithiumdisilikat- und Feldspatkeramik, Titangerüste, sowie zur Herstellung gerüstfreier Rekonstruktionen wie beispielsweise Veneers.



OPAQUE DENTINE			DENTINE		
Farbe	12 g	50 g	Farbe	12 g	50 g
A1	685 907	685 981	A1	685 923	686 026
A2	685 908	685 982	A2	685 924	686 027
A3	685 909	685 983	A3	685 925	686 028
A3,5	685 910	685 984	A3,5	685 926	686 029
A4	685 911	685 985	A4	685 927	686 030
B1	685 912	685 986	B1	685 928	686 031
B2	685 913	685 987	B2	685 929	686 032
B3	685 914	685 988	B3	685 930	686 033
B4	685 915	685 989	B4	685 931	686 034
C1	685 916	685 990	C1	685 932	686 035
C2	685 917	685 991	C2	685 933	686 036
C3	685 918	685 992	C3	685 934	686 037
C4	685 919	685 993	C4	685 935	686 038
D2	685 920	685 994	D2	685 936	686 039
D3	685 921	685 995	D3	685 937	686 040
D4	685 922	685 996	D4	685 938	686 041
0M1	686 076	685 997	0M1	686 105	686 042
0M2	686 077	685 998	0M2	686 106	686 043
0M3	686 078	685 999	0M3	686 107	686 044
1M1	686 079	686 000	1M1	686 108	686 045
1M2	686 080	686 001	1M2	686 109	686 046
2L1.5	686 081	686 002	2L1.5	686 110	686 047
2L2.5	686 082	686 003	2L2.5	686 111	686 048
2M1	686 083	686 004	2M1	686 112	686 049
2M2	686 084	686 005	2M2	686 113	686 050
2M3	686 085	686 006	2M3	686 114	686 051
2R1.5	686 086	686 007	2R1.5	686 115	686 052
2R2.5	686 087	686 008	2R2.5	686 116	686 053
3L1.5	686 088	686 009	3L1.5	686 117	686 054
3L2.5	686 089	686 010	3L2.5	686 118	686 055
3M1	686 090	686 011	3M1	686 119	686 056
3M2	686 091	686 012	3M2	686 120	686 057
3M3	686 092	686 013	3M3	686 121	686 058
3R1.5	686 093	686 014	3R1.5	686 122	686 059
3R2.5	686 094	686 015	3R2.5	686 123	686 060
4L1.5	686 095	686 016	4L1.5	686 124	686 061
4L2.5	686 096	686 017	4L2.5	686 125	686 062
4M1	686 097	686 018	4M1	686 126	686 063
4M2	686 098	686 019	4M2	686 127	686 064
4M3	686 099	686 020	4M3	686 128	686 065
4R1.5	686 100	686 021	4R1.5	686 129	686 066
4R2.5	686 101	686 022	4R2.5	686 130	686 067
5M1	686 102	686 023	5M1	686 131	686 068
5M2	686 103	686 024	5M2	686 132	686 069
5M3	686 104	686 025	5M3	686 133	686 070
1 Pckg.	€ 28,20 € 25,40	€ 94,90 € 85,40	1 Pckg.	€ 28,20 € 25,40	€ 94,90 € 85,40

ENAMEL		
Farbe	12 g	50 g
clear	685 947	686 071
light	685 948	686 072
medium	685 949	686 073
intense	685 950	686 074
fog	685 951	686 075
1 Pckg.	€ 28,20 € 25,40	€ 94,90 € 85,40

GINGIVA		
Farbe	12 g	
pale-papilla	685 939	
light-rose	685 940	
nectarine	685 941	
grapefruit	685 942	
rosewood	685 943	
purple	685 944	
deep-red	685 945	
dark-red	685 946	
1 Pckg.	€ 28,20 € 25,40	

FLUO INTENSE		
Farbe	12 g	
arctic-white	685 960	
cream	685 961	
cappuccino	685 962	
sand	685 963	
sesame	685 964	
1 Pckg.	€ 30,70 € 27,60	

CHROMA INTENSE		
Farbe	12 g	
ivory	685 957	
almond	685 958	
hazelnut	685 959	
1 Pckg.	€ 30,70 € 27,60	

OPAQUE		
Farbe	12 g	
0	686 134	
1	686 135	
2	686 136	
3	686 137	
4	686 138	
5	686 139	
1 Pckg.	€ 31,90 € 28,40	

DENTINE MODIFIER		
Farbe	12 g	
cloudy-white	685 952	
caramel	685 953	
honey	685 954	
copper	685 955	
brown	685 956	
1 Pckg.	€ 30,70 € 27,60	

CORRECTIVE		
Farbe	12 g	
neutral	685 979	
desert	685 980	
1 Pckg.	€ 30,70 € 27,60	

PEARL		
Farbe	12 g	
shell	685 978	
1 Pckg.	€ 30,70 € 27,60	

MARGIN		
Farbe	12 g	
straw-yellow	686 140	
corn-yellow	686 141	
1 Pckg.	€ 31,90 € 28,40	

TRANSLUCENT		
Farbe	12 g	
smoky-white	685 967	
light-blonde	685 968	
misty-rose	685 969	
sunlight	685 970	
sun-intense	685 971	
waterdrop	685 972	
deep-blue	685 973	
foggy-grey	685 974	
1 Pckg.	€ 30,70 € 27,60	

OPAL TRANSLUCENT		
Farbe	12 g	
opal-neutral	685 975	
opal-sky	685 976	
opal-azure	685 977	
1 Pckg.	€ 30,70 € 27,60	

MAMELON		
Farbe	12 g	
saffron	685 965	
honey-melon	685 966	
1 Pckg.	€ 30,70 € 27,60	



28,20 ab
VITA 25,40



WICHTIG! Bitte verpacken Sie Ihre Geräte in einem stabilen Karton. Umschläge und der Gleichen werden nicht mehr vom Paketabholdienst mitgenommen – es droht der Verlust Ihrer Geräte.

Nach dem Ausfüllen dieses Formulars behalten Sie bitte eine Kopie für Ihre Unterlagen und legen das Originalformulard zu reparierenden Geräten bei.

Kundennummer:

Beruf/Praxis/Labor:

Name/Vorname:

Straße/ Hausnummer:

PLZ:

Ort:

CODE: 37

Gültig bis 27.05.2022

Auf diesem Formular ist der Gutscheincode bereits eingedruckt. Bei Ihrem Online-Auftrag den **Gutscheincode 37** angeben.

NEU **REPARATUREN ZUM FIXPREIS***
 € 249,- ANSTELLE VON € 319,-
 mit Kostenstopp-Garantie!
 Laborhandstücke der Marke KaVo
 (K-950 / K-10 / K-11 / K-PowerGrip /
 SF-4004 / SF-4005)
KAVO
 Dental Laboratory

M+W REPAIR & CARE

AUFTRAGSFORMULAR

Auftragsdatum:

Ansprechpartner:

E-Mailadresse oder Faxnummer:

Telefon:

Sofortige Reparatur pro Gerät bis netto €:

Abholwunsch:

Öffnungszeit von/bis:

Mittagspause von/bis:

BEI BEDARF BESTELLSCHHEIN KOPIEREN.

Pos.	Hersteller	Modell	Seriennummer	Fehlerbeschreibung
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

An **M+W REPAIR & CARE** faxen oder per Post an:

M+W Dental GmbH, REPAIR & CARE
 Reichardsweide 40, D-63654 Büdingen

Hotline: **0 60 42 / 88 00 88**

E-Mail: **repair.care@mwdental.de**

Fax an: **00 800 / 88 00 80 01**

Bitte beachten Sie: Faxbestellungen können nicht bestätigt werden.



Schon Sie die Umwelt und lassen Sie von uns Ihre Instrumente reparieren anstatt sie zu entsorgen!

Bitte beachten Sie:

Aufgrund der Pauschalreparatur werden Abläufe schneller, d.h. kein Warten mehr auf den Kostenvorschlag. Dies ist auch dadurch möglich, dass durch das Konzept der Pauschalreparatur keine detaillierte Expertise zum Defekt des Instrumentes mehr notwendig ist. Auf Anfragen für eine individuelle Expertise kann nicht inhaltlich reagiert werden, da im Rahmen der Prozessabläufe eine entsprechende Erfassung nicht mehr durchgeführt wird. Auch so ermöglichen wir planbare Pauschalkosten.

* Die Fixpreis-Reparaturen umfassen alle Reparaturen bis zu den oben aufgeführten Preisgrenzen. Im Falle eines wirtschaftlichen Totalschadens erhalten Sie von M+W REPAIR & CARE ein Alternativangebot.

Bitte ausfüllen bzw. ankreuzen:

Auftragsdaten	
Kontakt	Patient Nr. / Patient
	Alter <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
	M+W Kundennummer
	Auftragsdatum TT MM JJ
Auftragsnummer <small>für elektronische Abrechnung (XML-Datei)</small>	

Indikationen <small>Bitte tragen Sie mithilfe der Kurzbezeichnungen (Legende = siehe unten) die Indikationen Ihres Auftrages ein!</small>																
Farbe																
Material																
Produkt																
OK	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
UK	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
Produkt																
Material																
Farbe																

Legende

Produkte

Stumpfkappe (nicht höckerunterstützt)
 Anatomische Kappe
 Vollanatomische Krone
 Inlay
 Onlay
 Veneer
 Teleskop
 Krone für vestibuläre Verblendung
 Brückenglied für vestibuläre Verblendung
 Brückenglied für Vollverblendung
 Vollanatomisches Brückenglied

Kürzel

SK
 AK
 K
 I
 O
 V
 T
 KV
 BV
 BM
 VB

Implantatversorgungen

Individuelles Abutment (einteilig)
 Individuelles Abutment (zweiteilig)
 Implantat
 Stegprofil
 Extension

Wichtige Information zu Abutment-Arbeiten:
 Bitte legen Sie **immer** einen Fixierungsschlüssel der Arbeit bei!
 Unter Verwendung von Originalteilen bei Markenabutments (z. B. Ankylos) weichen die Preise von unseren normalen Abutmentpreisen ab.

Metall

Cobalt-Chrom Legierung*
 * Auswahl nicht möglich bei Anfertigung von Abutments
 Titan

Kürzel

DVABU
 ABU
 IMP
 SP
 EXT

Keramik

Zirkondioxid
 Zirkondioxid HT
 Zirkondioxid UHT
 Zirkondioxid ML

Lithium Disilikat
 IPS e.max® CAD

Kunststoff

Telio CAD®

Hybridkeramik
 Lava™ Ultimate

Vita Enamic®

Kürzel

ZR
 ZRHT
 ZRUHT
 ZRML

Kürzel
 E

Kürzel

PT

Kürzel
 LU

EC

Farbe

Alle Vita Farben
 Alle Vita Farben
 Alle Vita Farben
 Alle Vita Farben

Farbe
 LT | HT | MO
 Vita Farben

Farbe
 A1, A2, A3, A3,5, B1

Farbe
 LT = A1-A3,5, B1, C2, D2
 HT = A1-A3, B1
 T = A1-A3, B1
 HT = A1-A3, B1

Gestaltung

- tangentes Brückenglied
- sattelförmiges Brückenglied
- herzförmiges Brückenglied
- aufliegendes Zirkon
- Ränder ausarbeiten**
(Mehrkosten siehe Preisliste - bei NEM Arbeiten keine Ausarbeitung möglich!)
- Stumpfkappe**
Mindeststärke 0,5 mm
(nicht höckerunterstützt)
- Verblocken** (mit - markieren)

Wichtig zur Beachtung: Die M+W CAD/CAM Fertigung erstellt Halbfertigteile.
 Sämtliche Polituren, Glanzbrände sowie die Ausarbeitung der Ränder und Kontakte sind vom Kunden selbst durchzuführen.

Konstruktion

Anmerkungen/Wünsche:

Was wurde mitgeschickt

Gipsmodelle / Abdrucklöffel:	Artikulator:	Schrauben:
Aufstellprobe:	Bisse:	Sonstiges:

Abholung

GO! Express € 9,50
 (auch am Tag der Anmeldung möglich).
 Wichtig: 2 Std. Vorlaufzeit benötigt.

Lieferung

GLS Express € 4,90 (Lieferung bis 12 Uhr am nächsten Werktag)	GLS Express (Lieferung bis 9 Uhr) € 20,00	<input type="checkbox"/>
	GLS Express (Lieferung bis 10 Uhr) € 15,00	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie unsere vorgegebenen Lieferzeiten unter www.mwdental.de/cadcam/preise-und-lieferzeiten

- Arbeit gescannt
- Auftrag systemisch erfasst
- Upload erledigt (bei STL)
- Arbeit ausgearbeitet/aufgepasst
- Produkt gereinigt
- Arbeit konstruiert
- Konstruktion gefräst
- Auftragsformular eingescannt
- Arbeit endkontrolliert
- Rechnung erstellt

IP Clean Automatic


Der IP Clean Automatic aus Edelstahl besitzt ein Zwei-Wege-Tanksystem und ist manuell befüllbar. Die automatische Nachfüllung erlaubt es, dass das Gerät sogar während des Betriebes mit Wasser aufgefüllt werden kann. Non-stop Dampf ohne Arbeitsunterbrechung. Der Reservekanister kann jederzeit nachgefüllt werden. Der konstante Arbeitsdruck von ca. 5 bar und eine Dampftemperatur von 170 °C garantieren eine zuverlässige und poretiefe Reinigung. Dank der hohen Heizleistung ist das Gerät besonders schnell einsatzbereit. Der Edelstahlkessel entspricht den internationalen Sicherheitsvorschriften. Die Dampfmenge ist regelbar, die praktische Handpistole wird mit einem Mikroschalter hantiert. Das Gerät verfügt über einen praktischen Entleerungshahn und erleichtert somit die Reinigung und Entkalkung.

Technische Daten:

Spannung: 24 V – 230 V / 60 Hz
Leistung: 1.500 Watt
Maße (L x B x H): 250 x 350 x 370 mm
Gewicht: ca. 15 kg
max. Arbeitsdruck: 5 bar
Kesselvolumen: 5 l
ext. Kanister: 5 l
Garantie: 1 Jahr

IP Clean Automatic
999 002 | 1 Stck. | € 1.285,00
€ 1.199,00

Lieferung direkt ab Hersteller.



~~1.285,-~~
1.199,-

Dentabs

Die Pille für den Gipsabscheider. Bindet Gipse, Quarze und phosphatgebundene Einbettmassen. Verhindert dadurch den Verschluss von Abwasserrohren, vermindert den Fäulnisgeruch und erleichtert die Reinigung des Abscheiders. Die Anwendung ist kinderleicht. Ein Dentabs reicht für das Gips-Fassungsvolumen eines Standardabscheiders (ca. 15 Liter) und sorgt ca. 1 Woche für klares Wasser.

10%
SPAREN

NEU

JETZT AUCH ALS DUFT-VARIATION
FRESH COTTON LIEFERBAR.



neutral

Testpackung:

2 Dentabs + Einhängkorb
598 907 | 1 Pckg. | € 6,50
€ 5,80

Standardpackung:

25 Dentabs + Einhängkorb
598 909 | 1 Pckg. | € 64,20
€ 57,80

fresh cotton

Probierpackung:

8 Dentabs + Einhängkorb
599 916 | 1 Pckg. | € 25,80
€ 23,20

Kleinpackung:

12 Dentabs + Einhängkorb
599 917 | 1 Pckg. | € 33,80
€ 30,40

Standardpackung:

25 Dentabs + Einhängkorb
599 918 | 1 Pckg. | € 68,20
€ 61,40



6,50 ab
5,80

M+W select CHROMOKORUND

Härte	Kanister, 5 kg	Karton, 25 kg
x-grob, 250 µm	093 915	093 916
grob, 150 µm	093 901	093 902
mittel, 110 µm	093 904	093 905
fein, 50 µm	093 907	093 908
je Pckg.	€ 21,80 € 18,50	€ 87,50 € 74,40

15% SPAREN

Al₂O₃, reines Aluminium-Oxid (Edelkorund), weiß.
Große Härte (Mohs 9) und Kornschärfe, dadurch hohe Abstrahlleistung und kurze Strahlzeit.
Deutsches Qualitätsprodukt.



21,80 ab
18,50

M+W select PERLASOFT

Härte	Kanister, 5 kg	Karton, 25 kg
mittel, 150 µm	093 910	093 911
fein, 50 µm	093 912	093 913
je Pckg.	€ 18,20 € 15,50	€ 66,50 € 56,50

15% SPAREN

SiO₂ Perlstrahlmittel zum Glänzen und Verdichten der Oberflächen von Edelmetallen. Auch für Stahlarbeiten einsetzbar. Deutsches Qualitätsprodukt.



18,20 ab
15,50

M+W select SANDBLASTER

- LED beleuchtete Strahlkammer mit klarer Sicht
- Weites Spektrum an Korngrößen
- Ansteuerung der Tanks ohne Unterbrechung
- Druckregler mit Kondenswasserabscheider
- Anschlussmöglichkeit einer externen Absaugung
- Leicht zu reinigen
- ESG Sichtscheibe für optimierte Sicht (optional)

21% SPAREN

Technische Daten:
Spannung: 220 – 230 V
Leistung LED: 10 W
Maße (H x B x T): 380 x 430 x 400 mm
Maße Saugstutzen: Ø-außen 35 mm, Ø-innen 32 mm, L = 40 mm
Arbeitsdruck: 1 – 7 bar
Strahlentank Füllmenge: ca. 700 g
Gewicht: 13 kg
Garantie: 1 Jahr

M+W BESTDEALS
Nettopreis – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

Sandblaster
700 940 | 1 Stck. | € 668,00
€ 529,00



668,-
529,-



Sidomix II

Dosier- und Mischgerät für dünnfließende, additionsvernetzende Dübliersilikone. Es verfügt über einen Durchflussregler, mit dessen Hilfe der Anwender das 1:1 Mischungsverhältnis über einen Bypass-Kreislauf optimal einstellen kann. Die Komponenten werden vollautomatisch, absolut homogen und vollkommen blasenfrei gemischt.

14% SPAREN

Technische Daten:
Spannung: 220 – 240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme: 1,6 A
Leistung: 260 W
Größe max. (B x H x T): 275 x 340 x 440 mm
Gewicht: 11,5 kg
Schallpegel: ≤ 70 dB (A)
Garantie: 1 Jahr

Sidomix II
095 926
1 Stck. | € 1.568,00
€ 1.350,00

Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



WASSERMANN
Hamburg · Germany

1.568,-
1.350,-

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:

Rufen Sie uns an unter:
0 60 42 / 88 00 88
Mo, Di, Do 7.30 – 17.30 Uhr
Mi 7.30 – 17.00 Uhr | Fr 7.30 – 16.00 Uhr



App:
heja+
(Apple Store/Play Store)

Online via Web:
www.mwdental.de
www.mwdental.at (Österreich)



Freefax:
00 800 / 88 00 80 01
(Gültig für Deutschland und Österreich)

UNSER SERVICE FÜR SIE:



Ruck-Zuck-Lieferservice
Alles was Sie bis 17.00 Uhr bestellen, wird am selben Tag bearbeitet und versendet.



Porto sparen
Ab einem Nettowarenwert von € 150,- erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

