




QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.

RUNDUM ÄSTHETIK



MWselect ANGEBOTE FÜR IHRE PRAXIS

GÜLTIG BIS ZUM 04.07.2022

NATÜRLICHE ÄSTHETIK, LANGLEBIGE RESTAURATIONEN



ab 21,50

BIS ZU
23%
SPAREN

Microhybrid-
Composite
mit
Keramikfiller

M+W select PERMAPLAST LH CERAMIC

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Microhybrid-Composite mit Keramikanteil für hochwertige Front- und Seitenzahnrestauration der Klasse I-V. Durch unterschiedliche Füllgrößen (0,05 - 0,9 µm) lässt sich das Material sehr gut stopfen und modellieren. Dank exzellenter mechanischer Eigenschaften und optimaler Fluoreszenz werden dauerhafte ästhetische Restaurationen mit hervorragender Farbstabilität erzielt. Klebt nicht, hohe Kanten- und Abriebfestigkeit sowie eine sehr hohe Biege- und Bruchfestigkeit. Gesamtüllstoff 80% Gew. 68% Vol.

Farbe	Spritze, 4 g	Farbe	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	200 120	A2	200 126
A3	200 121	A3	200 127
A3,5	200 122	A3,5	200 128
B1	200 123	B1	200 129
B3	200 124	B3	200 130
C3	200 125	C3	200 131
je Pckg.	€ 27,90 € 23,90	je Pckg.	€ 47,50 € 42,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 26,50 € 22,50	ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 45,50 € 40,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 25,50 € 21,50		



ab 19,50

BIS ZU
20%
SPAREN

Hochglanz-
polierbares
Universal-
Composite

M+W select PERMAPLAST LH NANO

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Universal-Composite mit einem ultrafeinen, röntgenopaken Keramikfüllstoff.

Farbe	Schraubspritze, 4 g	Farbe	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	100 115	A2	100 121
A3	100 116	A3	100 122
A3,5	100 117	A3,5	100 123
B2	100 118	1 Pckg.	€ 45,50 € 41,50
B3	100 119	ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 43,50 € 39,50
C3	100 120		
1 Pckg.	€ 24,50 € 21,50		
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 23,50 € 20,50		
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 22,50 € 19,50		



Feinpartikel-
Hybrid-Composite
mit hoher
Festigkeit

ab 15,95

BIS ZU
19%
SPAREN

M+W select PERMAPLAST LH HYBRID

Lichthärtendes röntgenopakes Feinpartikel-Hybrid-Composite für Restaurationen der Klassen I bis V in VITA-Farben. Gesamtgehalt an Füllstoffen: 83 Gew.-%, 75 Vol.-%.

Farbe	Schraubspritze, 3 g	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	000 171	100 130
A3	000 170	100 131
A3,5	000 174	100 132
B1	000 175	-
B3	000 172	-
C3	000 173	-
1 Pckg.	€ 19,80 € 17,80	€ 39,90 € 37,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,90 € 16,90	€ 37,90 € 35,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 17,95 € 15,95	€ 36,90 € 34,90



Schnelle
Verarbeitung
bis 4 mm
Schichtstärke

ab 16,95

BIS ZU
23%
SPAREN

M+W select PERMAPLAST BULK

Lichthärtendes Seitenzahn-Composite für die einfache und schnelle Verarbeitung in der Bulk-Fill-Technik.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen	Cavifils, 20 x 0,3 g
hell	100 114	100 113
medium	100 128	100 129
1 Pckg.	€ 21,95 € 17,95	€ 71,90 € 67,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 20,50 € 17,50	€ 69,90 € 66,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,95 € 16,95	€ 67,90 € 64,90



NATÜRLICHE ÄSTHETIK, LANGLEBIGE RESTAURATIONEN



PERMAPLAST LH ONE

Lichthärtendes und röntgenopakes Mikro Hybrid Composite mit optimaler Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe, wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Bei Bedarf kann die Farbe angepasst werden, indem man für die erste Schicht Permaplast LH Flow verwendet. Hochglanzpolierbar 75 Gew%, 53 Vol.-%.

Indikation:
Direkte Front- und Seitenzahnrestorationen der Klasse I - V nach Black. Indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers. Erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren. Stumpfaufbauten. Schienung von gelockerten Zähnen. Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik.

Spritze, 4 g
100 147 | 1 Pckg. | € 25,90
€ 22,90

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 23,90
€ 20,90

Cavifils, 20 x 0,3 g
100 148 | 1 Pckg. | € 45,90
€ 43,90

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 44,50
€ 42,50

Optimale
Farbanpassung
durch ultrafeine
reflektierende
Glasfüllstoffe

BIS ZU
19%
SPAREN

ab 20,90

NEU

Ein Farbton für alle Zahnfarben

Das Composite, das sich
an die Zahnfarbe anpasst.



PERMAPLAST LH ONE VISCOUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, hoch radiopak. Füllanteil 77% Gewicht, 57% Volumen. Optimale Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Fließfähig und trotzdem standfest. Hohe Abrasionsresistenz und sehr gut polierbar.

Indikationen:
Fissurenversiegelung, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren. Füllungen der Klasse V nach Black (Zahnhalskaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte). Minimalinvasive Füllungen der Klassen I, II und III nach Black. Korrekturen von Zahnschmelzdefekten, Ausblenden von Unterschnitten, kleinere Formkorrekturen am Schmelz.

BIS ZU
21%
SPAREN

ab 14,90

Optimal
reflektierender
Kavitäts-
untergrund

Spritze, 4 g
100 158 | 1 Pckg. | € 18,90
€ 16,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 17,90
€ 15,90

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 16,90
€ 14,90

Mit
hervorragender
Fließeigenschaft

ab 14,75

BIS ZU
20%
SPAREN

Hochviskos
& fließfähig

ab 16,90

BIS ZU
19%
SPAREN



PERMAPLAST LH FLOW

Fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, radiopak. Füllanteil 55 Gew.-%, 36 Vol.-%, in VITA-Farben erhältlich.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikations- kanülen
A1	100 105
A2	100 106
A3	100 107
B3	100 108
1 Pckg.	€ 18,50 € 16,50
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 17,50 € 15,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 16,50 € 14,75



PERMAPLAST LH VISCOUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite mit nano-optimierten Füllern. Lichthärtend, hoch radiopak, Füllanteil: 77% Gewicht.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikations- kanülen	Cavifils, 20 x 0,3 g
A1	100 165	–
A2	100 166	100 185
A3	100 167	100 186
B3	100 168	–
hell rosa	100 187	–
dunkel rosa	100 188	–
1 Pckg.	€ 20,90 € 18,90	€ 61,90 € 60,45
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 19,90 € 17,90	€ 58,90 € 57,45
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,90 € 16,90	–



BONDING MIT IHRER LIEBLINGSTECHNIK



51,90
45,90

12%
SPAREN

Mit
Total-Etch-
Technik

M+W select PERMABOND UNIVERSAL

Lichthärtendes Bondingmaterial für alle lichthärtenden Compositmaterialien. Permabond Universal kann im Self Etch Verfahren oder im Selective Etch Verfahren angewendet werden. Hervorragende Haftwerte an Schmelz und Dentin, optimale Viskosität und Thixotropie für eine absolut homogene Adhäsiv-Schicht. Keine Kühlranklagerung erforderlich.

5 ml
000 186 | 1 Fl. | € 51,90
€ 45,90



ab **27,90**

BIS ZU
15%
SPAREN

Mit
Selbstätz-
Technik

M+W select PERMABOND

Lichthärtender Einkomponenten-Haftvermittler für die Total-Etch-Technik.

5 ml
000 185 | 1 Fl. | € 32,90
€ 29,90
ab 3 Fl. | je Fl. | € 30,90
€ 27,90



ab **41,90**

BIS ZU
15%
SPAREN

Mit
Self- oder
Selectiv-Etch
Technik

M+W select PERMABOND SE

Selbstätzender, lichthärtender Ein-Komponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin.

5 ml
000 181 | 1 Fl. | € 49,50
€ 45,50
ab 3 Fl. | je Fl. | € 45,90
€ 41,90



PHOSPHORSÄURE FÜR SCHMELZ- & DENTINÄTZUNG

Einzelstrixte

ab **5,45**

BIS ZU
21%
SPAREN



M+W select ÄTZGEL

36%iges Phosphorsäure-Ätzel. Thixotrop, für die Schmelz- und Dentinätzung, Farbe: blau.



2 ml Spritze, 3 Kanülen (biegbar)
000 178 | 1 Pckg. | € 6,90
€ 6,45
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 6,55
€ 5,95
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 6,10
€ 5,45



In
praktischer
Vorratsbox

BIS ZU
18%
SPAREN

ab **27,45**

M+W select APPLI-ETCH

36%iges Phosphorsäure-Ätzel für die Schmelz- und Dentinätzung mit optimalem thixotropem Fließverhalten, Farbe: grün. Applikationsspritzen in der praktischen Vorratsbox.



9 x 1,4 ml Applikationsspritzen,
25 Applikationskanülen
100 101 | 1 Pckg. | € 33,50
€ 29,95
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 31,50
€ 27,45

In
Super ECO-
Ausführung

ab **33,90**

BIS ZU
19%
SPAREN



M+W select BIG-ETCH

36%iges Phosphorsäure-Ätzel für die Schmelz- und Dentinätzung mit optimalem thixotropem Fließverhalten, Farbe: grün. Vorratsspritze 50 ml (62 g) zum Selbstabfüllen.



50 ml Vorratsspritze,
10 Applikationsspritzen,
50 Applikationskanülen
100 100 | 1 Pckg. | € 57,90
€ 51,90
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 53,90
€ 46,90

50 ml Vorratsspritze,
1 Adapter
100 138 | 1 Pckg. | € 36,90
€ 33,90

NEU


IMMER HOCHGLANZPOLIERT

M+W select COMPO-POLIERER

Einstufiges Poliersystem aus latex-freiem Silikon für die Politur von Compositefüllungen, Verblendkunststoffen und natürlichen Zähnen. Autoklavierbar bis 134 °C, Farbe gelb, Winkelstückchaft, max. 20.000 U/Min.

SUPER-GÜNSTIGER PREIS!

Set:
12 Polierer,
je 3 Stck. je Form
400 890
1 Set | € 19,90
€ 11,50




Einstufiges
Poliersystem

Form	10 Stck.
Minispitze	400 896
Walze	400 897
Kelch	400 898
Kelch breit	400 899
1 Pckg.	€ 12,95 € 10,95

BIS ZU
42%
SPAREN

ab **10,95**



M+W select FLEXI-DISC

Polierscheiben zum Konturieren, Finieren und Polieren von allen Restaurationsmaterialien wie Composites, Amalgam, Glas-Ionomere, Halbedelmetall und Edelmetall. Die Scheiben sind einseitig mit Aluminiumoxid-Partikeln überzogen. Die Körnungsstärke ist dem jeweiligen Einsatz angepasst. Für einfache optische Unterscheidung der einzelnen Körnungsstärken sind die Scheiben eingefärbt.

Alle Körnungen sind in 2 Scheibengrößen erhältlich:
Ø 10 mm für schwer zugängliche Bereiche und kleine Flächen
Ø 14 mm für größere Bereiche
extra grob: Konturieren • grob: Konturieren • mittel: Finieren
fein: Politur • extra fein: Hochglanzpolitur

Set 240 Scheiben:

30 Stck. je Körnung und Ø
(außer schwarz), 1 Mandrell WST
400 880 | 1 Set | € 59,90
€ 49,90

Mandrell für Winkelstück

400 889 | 1 Pckg. | € 4,95



Von extra grob
bis extra fein

Ø / Körnung	Refill: 100 Scheiben
10 mm / extra grob*	400 868
14 mm / extra grob*	400 869
1 Pckg.	€ 29,90 € 25,90
10 mm / grob	400 870
14 mm / grob	400 871
10 mm / mittel	400 883
14 mm / mittel	400 873
10 mm / fein	400 874
14 mm / fein	400 875
10 mm / extra fein	400 876
14 mm / extra fein	400 877
1 Pckg.	€ 23,90 € 19,90

* mit Diamantbelegung

M+W select FLEXISTRIPS

50 Streifen:

grob (blau)/ medium (helllila)
100 885 | 1 Pckg. | € 7,20
€ 6,20

fein (rosa)/ x-fein (weiß)
100 886 | 1 Pckg. | € 7,20
€ 6,20

ab 3 Pckgn.
einer Ausführung | je Pckg. | € 6,70
€ 5,70

Polier- und Finierstreifen aus extra flexiblem Polyestermaterial. Einseitig belegt mit Aluminiumoxid-Partikeln. Ideal für das Konturieren und Polieren aller Restaurationsmaterialien. Länge je Streifen 15 cm.

Einseitig mit
Aluminiumoxid
Partikeln belegt

BIS ZU
21%
SPAREN

ab **5,70**



UNENTBEHRLICHE ZUBEHÖRE

M+W select COMPOSITE APPLIKATIONSPISTOLE

Dosierpistole für die Direktapplikation aller marktüblichen Composite-Kapseln (Cavifils, Compules, PLTs usw.). Autoklavierbar bis 121 °C.

400 110 | 1 Pckg. | € 18,90
€ 15,90



Für alle
marktüblichen
Kapseln



16%
SPAREN

18,90
ab **15,90**

M+W select TOFFLEMIRE MATRIZENBÄNDER

Rostfrei, Packung mit 12 Stck.

Form	dünn, 0,05 mm	extradünn, 0,04 mm
101	859 115	859 119
102	859 116	859 120
103	859 117	859 121
113	859 118	859 122
1 Pckg.	€ 1,95 € 1,75	€ 1,95 € 1,75
ab 5 Pckgn. einer Form/Stärke, je Pckg.	€ 1,80 € 1,60	€ 1,80 € 1,60
ab 10 Pckgn. einer Form/Stärke, je Pckg.	€ 1,65 € 1,55	€ 1,65 € 1,55


Matrizenspanner Tofflemire Universal

100 195 | 1 Stck. | € 13,50
€ 11,90

NEU



Rostfrei



BIS ZU
21%
SPAREN

ab **1,55**



0,03 mm
stark

M+W select MATRIZENBAND

Für Bandmatrizenspanner.
Rostfrei, 0,03 mm stark.



Breite	10 m im Spender
5 mm*	100 170
6 mm*	100 171
7 mm	100 172
je Rolle	€ 12,90 € 11,50
ab 3 Rollen einer Breite, je Rolle	€ 11,90 € 10,50

* auch geeignet für SuperMat

ab **10,50**

M+W select NORMALLOY KAPSELN

Kapselamalgalam, n.g. 2, aus 70% Spänen und 30% Kugeln.
Zusammensetzung: 69,2% Silber, 18,6% Zinn, 11,9% Kupfer, 0,3% Zink. Dose mit 50 Kapseln.

Gr. 1 gelb/weiß:

400 mg Pu, 435 mg Hg

000 127 | 1 Pckg. | € 48,90

€ 46,90

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 46,90

€ 45,90

Gr. 2 gelb/grau:

600 mg Pu, 653 mg Hg

000 128 | 1 Pckg. | € 59,90

€ 57,90

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 57,90

€ 56,90

Gr. 3 gelb/schwarz:

800 mg Pu, 865 mg Hg

000 129 | 1 Pckg. | € 79,90

€ 77,90

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 77,90

€ 76,90



ab 45,90

M+W select CALCIUMHYDROXIDPASTE

Auf wässriger Basis mit einem Calciumhydroxidgehalt von 45%. Eignet sich für die direkte und indirekte Pulpenüberkappung sowie für provisorische Wurzelkanalfüllungen, geeignet für Unterfüllungen unter allen Füllungs-materialien. Dank des hohen pH-Wert von über 12 wirkt es antibakteriell. Röntgenopak, biokompatibel und schonend für die Pulpa.

Spritze 2 ml, 6 Kanülen

200 140 | 1 Pckg. | € 11,90

€ 10,70

NEU



M+W select FISSURENVERSIEGLER

Lichthärtendes, weißes Composite für die Fissuren-Versiegelung mit kontinuierlicher Freisetzung von Fluorid.

2 x 2 ml Spritzen,

6 Applikationskanülen

200 135 | 1 Pckg. | € 20,90

€ 18,25



20,90
18,25

M+W select PROVISIO

Gebrauchsfertiger, selbsthärtender, provisorischer Füllungszement auf Zinkoxid-Kunststoff-Basis. Gute Thixotropie, die eine perfekte Anpassung an die Kavitätenwand ermöglicht. Rasche Aushärtung im Mund, eugenolfrei, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kaukräfte, mit Fluor. Es stehen 3 Endhärten zur Verfügung.

Härte Glas, 40 g

rot (hart) 100 161

weiß (mittel) 100 160

grau (weich) 100 162

je Pckg. € 9,40

€ 8,45

9,40
8,45



M+W select GLASFILL

Wasseranmischbarer Glas-Ionomer-Zement für Füllungen der Klasse I, III und V sowie für Milchzahnfüllungen, schnellhärtend. Optimaler Haftverbund zur natürlichen Zahnschubstanz ohne zusätzlichen Haftvermittler. Sehr gute Abrasionsbeständigkeit. Farbe universal/hellgelb (LY).

10 g Pulver, 1 Wasserdosierflasche,

1 Dosierlöffel

400 101 | 1 Pckg. | € 27,90

€ 23,90

14%
SPAREN

27,90
23,90



ab 5,⁴⁵

BIS ZU
13%
SPAREN



ARTIKULATIONSPIEPER 40µ

Für die Routine-Kontrolle und Feinprüfung der Occlusion, 22 x 110 mm.

10 Heftchenpackungen à 12 Streifen:
blau

300 902 | 1 Pckg. | € 6,30
€ 5,95

rot

300 903 | 1 Pckg. | € 6,30
€ 5,95

ab 3 Pckgn.
einer Farbe | je Pckg. | € 5,80
€ 5,45



ab 9,⁴⁵

BIS ZU
13%
SPAREN



ARTIKULATIONSPIEPER 200µ

Für die grobe occlusale Prüfung beim Einpassen von Kronen, Brücken und Prothesen. Einfache Entnahme dank der praktischen Spenderbox.

Spenderbox mit 300 Blatt:
blau

300 900 | 1 Pckg. | € 10,90
€ 9,90

rot

300 901 | 1 Pckg. | € 10,90
€ 9,90

ab 5 Pckgn.
einer Farbe | je Pckg. | € 9,95
€ 9,45



ARTIKULATIONSPIEPERHALTER

Sehr hochwertig verarbeiteter Artikulationspapierhalter aus rostfreiem Edelstahl. Durch die spezielle Fräsung wird auch die dünnste Artikulationsfolie durchgängig festgehalten, kein Wegrutschen der Folie mehr.

Artikulationspapierhalter
000 900 | 1 Stck. | € 9,50
€ 8,75



9,50
8,⁷⁵



MICROTIPS

Miniaturspitzenspitzen (beflockt), in super Qualität, mit MicroTip-Halter (Kunststoffgriff nicht sterilisierbar), für punktgenaues Applizieren von Flüssigkeiten und Gels (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive).

Set:
4 x 100 MicroTips in den Farben rot, grün,
gelb, blau und 2 MicroTip-Halter
098 118 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 19,95

Halterset:
je 1 MicroTip-Halter in weiß und rot
098 119 | 1 Pckg. | € 2,90
€ 2,45



Farbe	100 Stck.
rot	098 114
grün	098 115
gelb	098 116
blau	098 117
je Pckg.	€ 5,40 € 4,95
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 5,10 € 4,45



BIS ZU
21%
SPAREN



ab 6,²⁵



FLEXIBRUSH

Biegbare Pinsel zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gels (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive). 10,5 cm lang.

Farbe	100 Stck.
medium blau	005 120
medium gelb	005 121
x-fine türkis	005 122
je Pckg.	€ 7,90 € 6,95
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 7,40 € 6,75
ab 10 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 6,95 € 6,25



M+W select ALGICIT DIMENSION

Bewährtes staubfreies Alginat, bis zu 100 Stunden dimensionsstabil, mit Pfefferminzgeschmack. Ab Herstellungsdatum 5 Jahre haltbar. In 4 Varianten lieferbar.

Algicit Dimension:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: blau

Algicit Dimension quick:

Abbindeart: schnellabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 30 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: blau

Algicit Dimension color:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: lila über rosa zu weiß

Algicit Dimension Ortho:

Alginat auf die Bedürfnisse der KFO-Behandlung abgestimmt
Abbindeart: schnellhärtend, Anmischzeit: 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
Mit Farbumschlagindikator von lila über rosa zu grün

BIS ZU
16%
SPAREN

ab **6,90**



Bulkpackung, 20 Beutel à 500 g:

Algicit Dimension

400 270 | 1 Pckg. | € 149,00
€ 133,00

Algicit Dimension quick

400 274 | 1 Pckg. | € 149,00
€ 133,00

Algicit Dimension color

400 276 | 1 Pckg. | € 149,00
€ 133,00

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 129,00
€ 127,00

Algicit Dimension Ortho

400 280 | 1 Pckg. | € 119,50
€ 115,00

Beutel, 500 g:

Algicit Dimension

400 271 | 1 Pckg. | € 8,25
€ 6,90

Algicit Dimension quick

400 275 | 1 Pckg. | € 8,25
€ 6,90

Algicit Dimension color

400 277 | 1 Pckg. | € 8,25
€ 6,90

Algicit Dimension Ortho

400 281 | 1 Pckg. | € 6,90
€ 5,90

Algicit Adhäsiv, 15 ml

200 281 | 1 Stck. | € 7,60
€ 6,60



M+W select SKALENBLOCK

Für Abformmassen. Mit cm-Einteilung. Blockpapier glänzend, holzfrei weiß. 21/2-seitig geblockt.

10 x 19 cm, 50 Blatt

000 119 | 1 Stck. | € 5,20
€ 4,20

5,20
4,20



M+W select SIOPLAST C

Sehr preiswertes, kondensationsvernetztes Präzisionsabformmaterial für die Korrekturabformtechnik in Premium-Qualität, sehr zeichnungsscharf. Darüber hinaus kann das Putty- (Shore A-70) und Putty Soft-Material (Shore A-60) für die funktionelle Randgestaltung und für Situationsabformungen eingesetzt werden. Das mittelfließende und dünnfließende Korrekturmateriale kann zusätzlich für die Funktionsabformung und Unterfütterungsabformung verwendet werden. Das extra-dünne Korrekturmateriale eignet sich auch für die Unterfütterungsabformung.

BIS ZU
18%
SPAREN

ab **11,40**

Dose, 900 ml:

putty Waldbeere

153 207 | 1 Dose | € 28,50
€ 25,50

putty soft Waldbeere

153 208 | 1 Dose | € 28,50
€ 25,50

ab 4 Dosen

einer Variante | je Dose | € 26,50
€ 24,50

Eimer, 10 kg:

putty Waldbeere

153 209 | 1 Eimer | € 103,90
€ 91,90

Tube, 150 ml:

dünn Mint

153 211 | 1 Tube | € 13,90
€ 11,90

mittel Mint

153 210 | 1 Tube | € 13,90
€ 11,90

extra-dünn Mint

153 212 | 1 Tube | € 13,90
€ 11,90

ab 4 Tuben

einer Variante | je Tube | € 12,90
€ 11,40

Sioplast C Flüssighärter, 50 ml

153 213 | 1 Fl. | € 12,95
€ 10,95

Sioplast C Pastenhärter DBTL-frei, 60 ml

153 223 | 1 Tube | € 13,20
€ 11,20

ab 3 Tuben | je Tube | € 12,90
€ 10,90



M+W select DOPPELKAMMERBEUTEL

Doppelkammerbeutel zum Versenden von Abdrücken, Modellen u.ä. Die praktische Kängurutasche vereinfacht das Mitsenden von Auftragszetteln und Notizen, ohne dass diese durch im Beutel enthaltene Flüssigkeiten beschädigt werden. Die Hauptkammer ist durch einen Grip-Verschluss leicht zu verschließen. Die drei Beschriftungstreifen bieten Platz für Anmerkungen. Maße: 180 x 245 (225) mm.

17,20
14,95

100 Stck. mit M+W Logo

045 996 | 1 Pckg. | € 17,90
€ 15,95

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 17,20
€ 14,95



M+W select SIOPLAST A/AS

Elastomeres Präzisionsabformmaterial auf Polyvinylsiloxanbasis, additions- vernetzend (A-Silikon), in sehr hoher Qualität zum günstigen Preis!

Sioplast A/A 380 putty - knetbares Vorabformmaterial, Orangengeschmack, lieferbar in Dosen und in der Vollkartusche für 5:1 Mischgeräte.
Sioplast AS light - dünnfließend für die Korrekturabformung, Doppelmisch-/Sandwichttechnik, Minzgeschmack, im Sicherheitskartuschensystem.
Sioplast AS medium - mittelfließend für Korrektur- und Fixationsabformung, Minzgeschmack, im Sicherheitskartuschensystem.
Sioplast AS/A 380 mono - mittelfließend für die Einphasenabformung, Minzgeschmack, lieferbar in der Vollkartusche für 5:1 Mischgeräte und im Sicherheitskartuschensystem.

BIS ZU
16%
SPAREN



Sioplast A

(je 450 ml Basis- und Härterpaste, 2 Messlöffel):

putty
153 220 | 1 Pckg. | € 61,90
€ 57,90

putty soft
153 221 | 1 Pckg. | € 61,90
€ 57,90

ab 3 Pckgn. einer Variante | je Pckg. | € 59,90
€ 52,90

Sioplast A 380

(2 x 380 ml Kartusche, 1 Fixiererring):

putty
237 240 | 1 Pckg. | € 117,00
€ 108,00

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 113,00
€ 98,00

Sioplast A 380

mono
153 281 | 1 Pckg. | € 137,00
€ 124,00

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 132,00
€ 115,00

Dynamische Mixing-Tips, 40 Stck.

237 241 | 1 Pckg. | € 33,90

Fixiererring für Mixing-Tips, 2 Stck.

237 242 | 1 Pckg. | € 8,50

Mischpistole 1:1/1:2

237 222 | 1 Pckg. | € 44,90
€ 39,20

Sioplast AS

(2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen):

light regular (normalhärtend),
12 Mischkanülen gelb
153 225 | 1 Pckg. | € 30,90
€ 27,90

light fast (schnellhärtend),
12 Mischkanülen gelb
153 226 | 1 Pckg. | € 30,90
€ 27,90

medium,
12 Mischkanülen grün
153 227 | 1 Pckg. | € 30,90
€ 27,90

ab 3 Pckgn. einer Variante | je Pckg. | € 29,30
€ 26,30

Sioplast AS mono

6 Mischkanülen grün
153 280 | 1 Pckg. | € 37,90
€ 34,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 35,90
€ 31,90

Silikonädhasiv

Haftvermittler
für A- und C-Silikone, 10 ml
200 280 | 1 Pckg. | € 8,30
€ 6,95

M+W select SIOPLAST BS

Sioplast BS

Schnellabbindendes
Bissregistrierungs-
material mit hoher Endhärte.

2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün
153 229 | 1 Pckg. | € 37,50
€ 32,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 35,50
€ 31,50

Sioplast BS x-hart

Schnellabbindendes
Bissregistrierungs-
material mit extrem hoher Endhärte.

2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün
153 230 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 35,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 37,90
€ 33,90

Sioplast BS Scan

Schnellabbindendes
Bissregistrierungs-
material / scanbar.

2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün
153 235 | 1 Pckg. | € 37,95
€ 33,95

M+W Mischkanülen, 50 Stck.:

1:1/2:1, grün
000 288 | 1 Pckg. | € 26,90
€ 25,40

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 24,90
€ 23,90



BIS ZU
17%
SPAREN

ab 31,50



9,95
8,75

12%
SPAREN



RETRAKTIONSFÄDEN

Ungetränkter, gestrickter Retraktionsfaden aus 100% Baumwolle. Spaltet sich beim Einbringen in den Sulcus nicht auf und frant nicht aus. Durch die besondere Strickung, winzige Schlaufen die eine ineinandergreifende Kette ergeben, gewährleisten die Retraktionsfäden eine hervorragende Gewebeverdrängung und eine große Aufnahme an Hemostatika. Fadenlänge: 275 cm, in einer Plastikdose mit integriertem Cutter im Deckel.

Größe 275 cm

000 300 270

00 300 271

0 300 272

1 300 273

2 300 274

1 Pckg. € 9,95
€ 8,75



M+W select MISCHKANÜLEN


Farbe	Mischkanüle 50 Stck.	Mischkanüle NT 50 Stck.
1:1/2:1 gelb	000 287 (1.)	400 285 (7.)
1:1/2:1 grün	000 288 (2.)	400 287 (8.)
1:1/2:1 rosa	000 280 (3.)	400 286 (9.)
1:1/2:1 blau	000 282 (4.)	400 288 (10.)
1:1/2:1 weiß	000 283 (5.)	–
4:1/10:1 blau	000 289 (6.)	–
je Pckg.	€ 26,90	€ 26,90
	€ 25,50	€ 25,50
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 24,90	€ 24,90
	€ 23,50	€ 23,50

NEU

Geeignet für die Mixpac Kartuschen im S-System 1:1/2:1 bzw. 4:1/10:1 zum Anmischen von Abform-, Bissregistrierungs-, provisorische Kronen & Brücken-, Zementierungs-, Befestigungs- und Stumpfaufbau Materialien. Die verkürzte Mischkanüle NT ermöglicht einen bis zu 40% geringeren Materialverwurf gegenüber der Standard Mischkanüle.

ab 23,50

BIS ZU
13%
SPAREN



VAH
gelistet

29,50
ab 26,50

M+W select SEPTOPRINT KONZENTRAT

Dosierflasche, 1 l
100 725 | 1 Fl. | € 29,50
€ 26,50



Konzentrat für die Desinfektion von allen gängigen Abformmaterialien wie A-/C-Silikone, Hydrocolloide, Alginate, Polyether sowie Zahnersatz. Besonders ergiebig, mit 1 l Konzentrat können 50 l Desinfektionslösung angesetzt werden. Dabei wirkt Septoprint Konzentrat bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV) bei einer Einwirkzeit von 15 Minuten – 2%. Abformung vor dem Ausgießen mit klarem Wasser abspülen. Farbe grün, mit angenehmem Blumenduft.



VAH
gelistet

ab 42,90

BIS ZU
12%
SPAREN

M+W select SEPTOPRINT PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion aller zahnärztlichen Abformmaterialien. Sehr gute Materialverträglichkeit und sehr breites Wirkungsspektrum bei einer Einwirkzeit von nur 1 Minute, VAH-gelistet.



5 l
200 725 | 1 Kan. | € 48,90
€ 43,90
ab 2 Kan. | je Kan. | € 47,90
€ 42,90



BIS ZU
21%
SPAREN

ab 6,25

M+W select ORANGE CLEANER

Reinigungsmittel auf Basis von Orangenöl zum Entfernen von Abdruckpasten, Silikonen, Zinkoxid etc. von Flächen und Instrumentarium.



Orange Cleaner:
Kunststoffflasche, 250 ml
000 250 | 1 Fl. | € 7,95
€ 6,75
ab 3 Fl. | je Fl. | € 7,50
€ 6,25

M+W select TRAY CLEANER

Der M+W Tray Cleaner ist ein Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Der Spezialreiniger löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenol, Carboxylat- und Phosphatzementen, Gipsen sowie thermoplastischen Abformmassen und Wachsen. Auch Abform-Adhäsive werden mit abgelöst. Anwendung 5 – 10%ig, kann bei sehr starker Verschmutzung auch als Konzentrat pur verwendet werden. Die Lösung kann auch im Ultraschallbad eingesetzt werden. Der Spezialreiniger ist für nichtrostende Gegenstände geeignet. Chrom-Nickel- und Aluminiumteile sollten nicht gemeinsam gereinigt werden.



Dosierflasche, 1 l
100 700 | 1 Fl. | € 18,90
€ 16,95

Kanister, 5 l
100 701 | 1 Kan. | € 67,90
€ 62,50

Dosierpumpe für 2 l, 5 l und 10 l,
per Hub 20 ml
(Schlauch kann entsprechend zugeschnitten werden)
000 770 | 1 Stck. | € 8,45
€ 7,75

M+W select PONTIFORM AUTOMIX 2

Provisorisches K+B Material mit Fluor im 4:1 Sicherheits-Kartuschensystem. Automatisches Anmischen während der Direktapplikation.

Vorteile:

- 2-Komponenten-Material auf BIS-Acryl-Basis, methylmethacrylatfrei
- gute Gewebeverträglichkeit
- ausgezeichnete Biege- und Abrasionswerte, daher auch für Langzeitprovisorien geeignet
- kurze Verarbeitungszeit und niedrige Abbindezeit (ca. 38 °C)
- rasche Abbindung bei sehr geringer Polymerisationsschrumpfung
- optimale Polierbarkeit, hohe Farbstabilität
- gute Reparaturfähigkeit
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

50 ml Kartusche A2 universal,

15 Mischkanülen blau

000 216 | 1 Pckg. | € 59,50

€ 55,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 57,50

€ 53,90

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 55,50

€ 51,90

Mischkanülen, 50 Stck.:

4:1/10:1, blau

000 289 | 1 Pckg. | € 26,90

€ 25,50

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 24,90

€ 23,50



BIS ZU
17%
SPAREN

ab 51,90



BIS ZU
16%
SPAREN

ab 13,45



M+W select BEFESTIGUNGSZEMENT TEMP NE

Eugenolfreier, selbsthärtender Zement, enthält Calciumhydroxid und Hydroxylapatit. Zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken. Eine dünne Schicht reicht aus, das Material ermöglicht ausgehärtet eine sichere Befestigung des Provisoriums, zugleich bleibt es elastisch und lässt sich leicht entfernen.



25 g Basis-Paste,

25 g Katalysator-Paste

200 145 | 1 Pckg. | € 15,95

€ 13,95

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 15,45

€ 13,45

ab 22,90

BIS ZU
12%
SPAREN



M+W select PONTIFORM DIRECT MIX

Produkteigenschaften wie M+W Pontiform automix 2, jedoch in der direct mix-Spritze.

5 ml Spritze A2, 5 Mischkanülen

000 290 | 1 Pckg. | € 25,90

€ 24,50

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 24,50

€ 22,90



BIS ZU
12%
SPAREN

ab 59,90



M+W select PONTIFORM AUTOMIX 10:1

Provisorisches K+B Material, methylmethacrylatfrei, zur Fertigung von Kurz- und Langzeit-Provisorien. Hohe Endhärte und Elastizität sowie sehr gute Biege- und Abrasionsfestigkeitswerte, geringer Polymerisations-schrumpf, eine hohe Farbstabilität und Fluoreszenz sowie eine hervorragende Passgenauigkeit zeichnen das Produkt aus. Durch das 10:1 Mischungsverhältnis wird die Schmierschicht stark verringert und das Provisorium ist optimal polierbar.



Farbe 50 ml Kartusche, 15 Mischkanülen blau

A2 100 180

A3 100 181

B1 100 182

1 Pckg. € 67,90

€ 61,90

ab 3 Pckgn. einer € 65,90

Farbe, je Pckg. € 59,90

M+W select KÄLTESPRAY

Minzaroma. FCKW-frei, Butan/Propan-Gemisch (brennbar!) Austrittstemperatur -50 °C.

5 ml Spritze A2, 5 Mischkanülen

000 093 | 1 Dose | € 5,90

€ 5,25

ab 12 Dosen | je Dose | € 5,40

€ 4,95

ab 24 Dosen | je Dose | € 4,90

€ 4,45



BIS ZU
25%
SPAREN

ab 4,45



M+W select DISPENSER

Dispenser für Sicherheitskartuschen-System. Bitte entsprechende Mischungsverhältnisse beachten.

Mischpistole:

1:1/1:2

237 222 | 1 Pckg. | € 44,90

€ 39,20

4:1/10:1

100 183 | 1 Pckg. | € 44,90

€ 39,20

Schieber 4:1

000 219 | 1 Pckg. | € 10,90



44,90
39,20





M+W select X-RAY ONE

Einteilige Röntgenchemie für alle Rollenentwicklungsmaschinen (z. B. DÜRR-Automaten AC 245, XR 24, XR 24 Pro, XR 24 Nova, XR 25, Philips Rollomaten 810, 820). Kein Ansatzfehler mehr durch die Verarbeitung von nur je 1 Flasche Entwickler und Fixierer. Hohe Stabilität und Oxydationsschutz. Nicht geeignet für Perimat.



Konzentrat für 2 Ansätze
(für je 2 x 5 l Entwickler und Fixierer)
000 415 | 1 Pckg. | € 52,90
€ 48,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 51,00
€ 44,00

BIS ZU
17%
SPAREN

ab **44,-**

M+W select LICHTSCHUTZHÜLLEN

Wirksamer Schutz der Speicherfolien gegen Lichteinfall und Kontamination. Durch die selbstklebenden Laschen sind die Speicherfolien sicher geschützt.

250 Stck.:

Gr. 0, für Speicherfolien 22 x 35 mm
100 415 | 1 Pckg. | € 33,50
€ 29,90

Gr. 2, für Speicherfolien 31 x 41 mm
100 416 | 1 Pckg. | € 33,50
€ 29,90

Gr. 3, für Speicherfolien 27 x 54 mm
100 417 | 1 Pckg. | € 33,50
€ 29,90



11%
SPAREN

33,50
29,90

ab **35,90**

BIS ZU
22%
SPAREN



M+W select RÖNTGEN-CHEMIKALIEN

Röntgen-Chemikalien-Set mit hoher Stabilität, langer Haltbarkeit, hohem Oxydationsschutz. Eignet sich für alle Rollenentwicklungsmaschinen (z. B. DÜRR-Automaten AC 245/XR 24, Gendex, Siemens). Nicht geeignet für Perimat und Velopex-Intra.

Spur-Set:
Konzentrat für 2 Ansätze (für je
2 x 5 l Entwickler und Fixierer)
000 411 | 1 Pckg. | € 51,50
€ 47,50
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 49,90
€ 43,90

Nachfüllpackung:
Entwickler für 4 x 5 l
000 412 | 1 Pckg. | € 59,90
€ 49,90
Fixierer für 4 x 5 l
000 413 | 1 Pckg. | € 45,90
€ 35,90



M+W select FILMTASCHEN 3x4

Klare Hartfolie, für
max. 15 Filme, inkl.
Beschriftungskarte.
Zur Platzoptimierung
wurde die Fensterstellung
hochkant angeordnet.

Filmtaschen 3 x 4 cm, 50 Stck.
043 405 | 1 Pckg. | € 26,95
€ 24,45
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 25,95
€ 23,75



ab **23,75**

BIS ZU
12%
SPAREN

M+W select ENDLOSFILMTASCHEN

Beschriftbare Folie für
Filmformate 2 x 3 cm,
3 x 4 cm, 4 x 5 cm.

200 Stck.
043 461 | 1 Pckg. | € 8,95
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 8,50

ab **8,50**



M+W select HYGIENESCHUTZHÜLLEN OPG

Hüllen aus dünner PE-Folie für hygienischen
Schutz der OPG-Aufbissstücke und Anlage-
segmente. Passend für alle OPG-Geräte.



500 Stck.:
für Aufbissstücke 4,5 x 2 cm
100 410 | 1 Pckg. | € 45,70
€ 37,50
für Anlagesegmente 8,5 x 4 cm
100 411 | 1 Pckg. | € 45,70
€ 37,50



45,70
37,50

18%
SPAREN

MW select LATEX-HANDSCHUHE GEPUDERT

Unsteril, leicht gepudert Latex-Handschuh, AQL 1.5.
Hoher Tragekomfort, besonders dünn, aber reißfest.



Größe 100 Stck.

klein 300 581

mittel 300 582

groß 300 583

1 Pckg. € 9,95

ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg. € 9,45



ab 9,45



MW select PREMIUM POLYMER HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Für leichteres An- und Ausziehen ist die Innenseite mit einer speziellen Polymerschicht überzogen. Doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1.5, hergestellt gem. EN 455, Farbe weiß.



Größe 100 Stck.

5-6, extraklein 100 505

6-7, klein 100 506

7-8, mittel 100 507

8-9, groß 100 508

9-10, extragroß 100 509

1 Pckg. € 11,95

ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg. € 10,95



ab 10,95



MW select LATEX-HANDSCHUHE

Größe	natur 100 Stck.	kobaltblau 100 Stck.	fuchsia 100 Stck.
extraklein	100 516	500 560	500 571
klein	100 517	500 561	500 572
mittel	100 518	500 562	500 573
groß	100 519	500 563	–
extragroß	100 530	–	–
1 Pckg.	€ 11,95	€ 11,95	€ 11,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 10,95	€ 10,95	€ 10,95

Puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauter Oberfläche und Rollrand in frischen Farben. Sehr gutes Tastgefühl und hohe Elastizität. AQL 1.5, EN 455.



ab 10,95

MW select NITRIL HANDSCHUHE

Größe	natur 100 Stck.	magenta 100 Stck.	grün 100 Stck.	saphir 100 Stck.
extraklein	–	600 550	600 554	–
klein	200 525	600 551	600 555	600 507
mittel	200 526	600 552	600 556	600 508
groß	200 527	600 553	600 557	600 509
1 Pckg.	€ 11,95	€ 11,95	€ 11,95	€ 11,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 10,95	€ 10,95	€ 10,95	€ 10,95

Puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1.5, hergestellt gem. EN 455.



ab 10,95

MW select COLORMASK

Farbe	mit Gummizug, 50 Stck.	zum Binden, 50 Stck.
weiß	700 520	700 530
blau	700 521	700 531
fuchsia	700 522	700 532
lila	700 523	700 533
grün	700 524	700 534
freshgreen	700 525	700 535
je Pckg.	€ 9,95	€ 9,95
ab 10 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 9,45	€ 9,45
ab 20 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 8,95	€ 8,95

ab 8,95

- 3-lagiger Mundschutz
- > 99% Filterleistung
- Latex- und glasfaserfrei
- Gummibänder mit Watte umhüllt
- Extralanger Nasenbügel aus Metall



MW select PREMIUM VINYL HANDSCHUHE

Größe 100 Stck.

6-7, klein 000 535

7-8, mittel 000 536

8-9, groß 000 537

1 Pckg. € 6,95

ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg. € 6,45

Unsteril, puderfreier Vinyl-Handschuh, AQL 1.5, frei von allergenen Proteinen, gute Passform. Muster (siehe Bestellnummer in Klammer, Packung mit einem Paar) können kostenlos angefordert werden.



ab 6,45



Wieder lieferbar!

M+W select PLASTIJECT

Patientenumhang aus Polyethylenfolie, auf Rolle, 53 x 75,3 cm.

Farbe	200 Stck.
weiß	048 505
blau	048 507
grün	048 509
1 Pckg.	€ 18,50 € 16,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 17,95 € 15,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 17,50 € 14,50

BIS ZU
22%
SPAREN

ab 14,50



M+W select PLASTIJECT PLUS

Patientenumhang aus dünner PE-Folie mit saugstarker Zellstoffauflage, perforiert, auf Rolle, mit Bändern zum Binden, 53 x 61 cm.

Farbe	80 Stck.
weiß	075 555
grün	075 560
blau	075 556
gelb	075 561
orange	075 562
lila	075 563
rosa	075 564
1 Pckg.	€ 15,95 € 13,95
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 15,25 € 12,95

BIS ZU
19%
SPAREN

ab 12,95



M+W select PROFESSIONAL TOWELS

Patientenservietten bestehend aus einer Schicht Polyethylenfolie und spezieller Zellulose. Für eine hygienische und einfachere Aufbewahrung zu je 50 Stück in einer Folie verpackt, 45 x 33 cm.

Farbe	10 x 50 Stck.
weiß	085 500
dunkelblau	085 502
orange	085 503
grün	085 504
lila	085 505
rosa	085 506
gelb	085 507
1 Karton	€ 22,90 € 20,90
ab 3 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 21,90 € 19,90

BIS ZU
13%
SPAREN

ab 19,90



M+W select SOFT TOWELS

2-lagiger Patientenschutz aus einer extra weichen, hochsaugfähigen Papierlage + einer feuchtigkeitundurchlässigen Lage PE-Folie (Safe Back), 37 x 33 cm.

Farbe	500 Stck.
weiß	085 520
fresh green	085 526
med. blau	085 524
gelb	085 514
orange	085 515
hellblau	085 523
1 Karton	€ 19,95 € 17,95
ab 3 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 19,50 € 16,95



BIS ZU
15%
SPAREN

ab 16,95



M+W select NASSKREPPSERVIETTEN

Im Spenderkarton, 34 x 38 cm. Mit hoher Grammatur, dadurch hochsaugfähig und nassfest. Farbe: weiß.

1.000 Stck.	
098 513	1 Pckg. € 25,90 € 22,90
4 x 1.000 Stck.	
098 521	1 Pckg. € 95,90 € 89,90
ab 2 Pckgn. je Pckg.	€ 93,90 € 85,90



ab 22,90





BIS ZU
25%
SPAREN

ab **3,95**



NORMTRAY-EINLAGEN / SCHWEBETISCHAUFLAGEN

	NORMTRAY-EINLAGEN 18 x 28 cm 250 Stck.	SCHWEBETISCHAUFLAGEN 28 x 36 cm 250 Stck.
Farbe		
weiß	098 530	500 535
gelb	098 512	500 540
orange	098 552	500 537
rosa	198 534	500 536
lila	198 533	500 538
blau	098 508	500 542
capri blau (hellblau)	300 586	500 543
grün	098 507	500 539
fresh green	300 585	500 541
fuchsia	300 587	500 544
1 Pckg.	€ 4,99 € 4,45	€ 11,70 € 9,75
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	-	€ 11,20 € 8,75
ab 10 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 4,75 € 4,25	-
ab 20 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 4,50 € 4,05	-
ab 30 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 4,25 € 3,95	-



KOPFSCHUTZTASCHEN

36,90
32,90

Farbe	500 Stck.
weiß	700 555
hellblau	700 556
lila	700 557
cedro	700 558
capri dunkelblau	700 559
1 Pckg.	€ 36,90 € 32,90



Kopfstützenschoner aus einer Lage Papier und einer Lage PE-Folie für einen hygienischen und sicheren Schutz der Behandlungseinheit. Universelle Größe, 25 x 33 cm, somit passend für alle gängigen Behandlungseinheiten.



53,90
45,90

15%
SPAREN



HARTPAPIERBECHER

Umweltfreundliche Alternative zu Bechern aus Plastik. Mundspülbecher aus Hartpapier mit PE-Beschichtung. Deutlich formstabiler als herkömmliche Plastik-Einwegbecher. Fassungsvermögen: 180 ml. Farbe: weiß.



Karton mit 1.000 Stck.
400 500 | 1 Pckg. | € 53,90
€ 45,90



MUNDSPÜLBECHER

Farbintensiver und grifffstabiler Polypropylen-Mundspülbecher. Für alle handelsüblichen, manuellen Spender geeignet. Fassungsvermögen: ca. 180 ml, Ø oben: 70 mm, Höhe: 83 mm.

Farbe	1.000 Stck.	3.000 Stck.
weiß (1.)	700 560	700 540
dunkelblau (2.)	700 561	700 541
cedro (3.)	700 562	700 542
gelb (4.)	700 563	700 543
orange (5.)	700 564	700 544
lila (6.)	700 565	700 545
hellblau (7.)	700 566	700 546
weinrot (8.)	700 567	700 547
schwarz (9.)	700 568	700 548
6 Farben sortiert*	700 569	700 549
1 Karton	€ 23,90 € 19,90	€ 57,90 € 49,90
ab 2 Kartons einer Farbe/ Ausführung, je Karton	€ 20,90 € 18,50	€ 55,90 € 47,50

* orange, gelb, dunkelblau,
lila, cedro, hellblau



JETZT IN PREMIUM-QUALITÄT!

NEU

BIS ZU
23%
SPAREN

ab **18,50**





ab 4,70

BIS ZU
20%
SPAREN



WATTEROLLEN MIT ZELLSTOFF

Hochsaugfähige, fusselfreie Watterollen aus Baumwolle mit Viskosefasern. Durch die zusätzlichen Viskosefasern sind die Watterollen sehr formstabil. Die weiche Oberfläche aus reiner Baumwolle sorgt für erhöhten Patientenkomfort. Länge 38 mm, hygienisch im Polybeutel verpackt.

Größe / Ø	300 g
1 / 0,8 cm	500 530
2 / 1,0 cm	500 531
3 / 1,2 cm	500 532
4 / 1,4 cm	500 533
1 Pckg.	€ 5,90
	€ 5,30
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 5,60
	€ 4,95
ab 20 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 5,30
	€ 4,70



ab 6,75

BIS ZU
22%
SPAREN



WATTEKÜGELCHEN

Hergestellt aus 100% Baumwolle, chlorfrei gebleicht, unsteril. Hygienische Aufbewahrung in stabiler Kunststoffdose mit Entnahmestern.

Größe 1, 3 mm, 2,5 g	400 570	1 Pckg.	€ 9,50
			€ 7,45
Größe 2, 4 mm, 4 g	400 571	1 Pckg.	€ 11,30
			€ 8,80
Größe 3, 5,5 mm, 4 g	400 572	1 Pckg.	€ 8,65
			€ 6,75
Größe 4, 7 mm, 10 g	400 573	1 Pckg.	€ 9,10
			€ 7,10



BIS ZU
20%
SPAREN

14,40
11,50



WATTEROLLEN-SPENDER

Zur hygienischen Aufbewahrung und Entnahme von Watterollen. Innenmaße: B 43 x H 85 x T 95 mm.

weiß			
063 513	1 Stck.	€ 14,40	€ 11,50
gelb			
063 531	1 Stck.	€ 14,40	€ 11,50
blau			
063 532	1 Stck.	€ 14,40	€ 11,50



ab 4,15

BIS ZU
21%
SPAREN



ZELLSTOFFTUPFER



4 x 5 cm, passend für Pur-Zellin-Box und Askina Brauncel Spender.

2 Rollen à 500 Stck.	400 569	1 Pckg.	€ 5,25
			€ 4,75
ab 6 Pckgn. je Pckg.			€ 4,95
			€ 4,45
ab 10 Pckgn. je Pckg.			€ 4,65
			€ 4,15



SCHAUMSTOFF-PELLETS

Als Medikamententräger.

Größe 1, Ø ca. 4 mm, 3.000 Stck.	000 521	1 Pckg.	€ 15,85
			€ 12,45
Größe 2, Ø ca. 5 mm, 1.000 Stck.	000 522	1 Pckg.	€ 12,75
			€ 10,95
Größe 3, Ø ca. 8 mm, 500 Stck.	000 523	1 Pckg.	€ 12,30
			€ 10,95
keilförmig, 8 x 6 mm, 500 Stck.	000 542	1 Pckg.	€ 12,30
			€ 10,95

BIS ZU
21%
SPAREN

ab 10,95



ab 14,95

BIS ZU
17%
SPAREN



MULLTUPFER

Neue Mulltupfer aus 100% Baumwolle zur Wundversorgung, schnell saugend, fädchenfrei. Steril verpackt in umweltfreundlicher, stabiler Kartonage.

Erbse, 500 Stck.	400 574	1 Pckg.	€ 17,40
			€ 14,95
Haselnuss, 500 Stck.	400 575	1 Pckg.	€ 19,70
			€ 16,95
Walnuss, 500 Stck.	400 576	1 Pckg.	€ 27,50
			€ 22,75
Pflaume, 300 Stck.	400 577	1 Pckg.	€ 27,50
			€ 22,75
Hühnerei, 150 Stck.	400 578	1 Pckg.	€ 27,50
			€ 22,75





36,90
30,90

16%
SPAREN



M+W select ASPIRATIONSSPRITZE

Aspirations-spritze mit optimiertem Aspirations-haken für eine sichere und zuverlässige Aspiration, der Ziehring lässt sich frei drehen. Kanülen lassen sich leicht positionieren und aufdrehen. Mit allen marktüblichen Zylinderampullen mit Lochstopfen (1,8 ml) und Injektionskanülen für Zylinder-Ampullen-Spritzen verwendbar.

000 305 | 1 Stck. | € 36,90
€ 30,90



72,50
58,50

19%
SPAREN



M+W select EDELSTAHL ASPIRATIONSSPRITZE

Zylinder-Ampullen-Spritze für die Infiltrations- oder Leitungsanästhesie komplett gefertigt aus Edelstahl. Daher problemlos für die Aufbereitung im Thermodesinfektor geeignet. Sichere Aspiration durch 3 Aspirationshaken, passend für 1,8 ml Zylinderampullen. Deutsches Erzeugnis.

100 699 | 1 Stck. | € 72,50
€ 58,50



BIS ZU
18%
SPAREN

ab **3,10**

M+W select INJEKTIONSKANÜLEN LUER

Sterile Einmalkanülen für Luer- und Luer Lock-Spritzen (nicht für ZylAmp-Spritzen geeignet).

Größe/Farbe	100 Stck.
25 short, 0,5 x 25 mm, orange	300 595
25 long, 0,5 x 40 mm, orange	300 596
27 short, 0,4 x 25 mm, grau	300 597
27 long, 0,4 x 38 mm, grau	300 598
je Pckg.	€ 3,80 € 3,40
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 3,40 € 3,10



BIS ZU
17%
SPAREN

ab **7,75**

M+W select EINMALINJEKTIONSKANÜLEN

Für ZylAmp-Spritzen. Ein spezieller Facettenschliff sorgt für eine schmerzarme Punktion. Steril.


Größe/Farbe	100 Stck.
G 25 long = 0,5 x 42 mm, rot	200 580
G 27 long = 0,4 x 42 mm, gelb	200 582
G 27 short = 0,4 x 25 mm, gelb	200 583
Für die intraligamentale Anästhesie:	
G 30 short = 0,3 x 25 mm, grün	200 584
G 30 x-short = 0,3 x 13 mm, grün	200 585
je Pckg.	€ 9,30 € 8,30
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,75 € 7,75



M+W select CHIRURGISCHE ABSAUGKANÜLE

Sterile, einzeln verpackte chirurgische Absaugkanüle mit einer Ansaugöffnung von 2,5 mm. Inklusive Doppeladapter von 11 auf 16 mm Ø.

20 Kanülen, 1 Doppeladapter
059 528 | 1 Pckg. | € 18,50
€ 16,50
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 16,90
€ 15,50



BIS ZU
16%
SPAREN

ab **15,50**

M+W select MUNDSPIEGEL

Rostfrei.

Größe / Ø	hohl, 12 Stck.	plan, 12 Stck.
4 / 2,0 cm	084 601	084 604
5 / 2,3 cm	084 602	084 605
1 Pckg.	€ 12,90 € 11,45	€ 11,50 € 9,90

BIS ZU
14%
SPAREN

ab 9,90



M+W select MUNDSPIEGEL RHODIUM FRONT

Rostfrei, Rhodium Front, geeignet für die Thermodesinfektion.

Größe	plan, 12 Stck.
4	084 610
5	084 611
1 Pckg.	€ 18,90 € 16,90

18,90
16,90



M+W select MUNDSPIEGELGRIFFE

6-Kant, rostfreier Edelstahl, hohl (1.)

081 626	1 Stck.	€ 3,50 € 3,15
ab 10 Stck.	je Stck.	€ 3,30 € 2,95
ab 20 Stck.	je Stck.	€ 2,90 € 2,75

8-Kant, rostfrei, massiv (2.)


040 640	1 Stck.	€ 2,80 € 2,45
ab 10 Stck.	je Stck.	€ 2,55 € 2,25
ab 20 Stck.	je Stck.	€ 2,30 € 2,15

Fingerform, rostfrei, hohl (3.)

000 677	1 Stck.	€ 9,60 € 8,45
ab 10 Stck.	je Stck.	€ 9,10 € 7,95
ab 20 Stck.	je Stck.	€ 8,60 € 7,45

BIS ZU
23%
SPAREN

ab 2,15



M+W select FÜLLUNGSTRUMENTE

Kugel/Kugel

1,0 mm/1,3 mm	181 600
1,4 mm/1,8 mm	181 601
1,9 mm/2,3 mm	181 602
2,5 mm/3,0 mm	181 603
1,0 mm/1,4 mm	081 608
2,2 mm/3,0 mm	081 609
4,5 mm/3,5 mm	081 610

birnenförmig

1,0 mm/1,5 mm	081 611
1,5 mm/1,8 mm	081 612
1,9 mm/2,3 mm	081 613

plan/plan

1,0 mm/1,2 mm	181 604
1,4 mm/1,6 mm	181 605
1,7 mm/1,9 mm	181 606

Kugel/Spatel

1,9 mm/2,5 mm	081 607
1 Stck.	€ 9,50 € 8,95
ab 5 Stck. einer Form, je Stck.	€ 8,95 € 7,95

Spatel/Spatel

1,6 mm/1,6 mm	081 601
1,6 mm/2,0 mm	081 603
2,0 mm/2,0 mm	181 607
2,4 mm/2,4 mm	081 602
2,5 mm/2,5 mm	181 608
1 Stck.	€ 9,50 € 8,95
ab 5 Stck. einer Form, je Stck.	€ 8,95 € 7,95

Rostfreier Edelstahl, Qualitätsinstrumente.



ab 7,95

BIS ZU
16%
SPAREN



M+W select ZAHNZANGEN

Kinderzange Standard:
Mit Karogriff, zierliche Ausführung.

Standard-Zange:
Normale Größe mit Karogriff und Randzahnung (außer bei Kinderzangen). Die Abbildungen zeigen die Randzahnung allerdings nicht.

Tiefgreifende Standard-Zange:
Mit Karogriff und Randzahnung.

Büchs/Haftprofil-Zange:
Karo-Griff, Zangenmaul innen längs- und quergebiffelt, Rand gezahnt, bessere Fraktion am Zahn.

Karo-Griffe sind gut geeignet für das Arbeiten mit Handschuhen.

Form

je 1 Stck.

Kinderzange Standard	€ 66,90	€ 57,90
Standard-Zange	€ 60,50	€ 52,45
Tiefgreifende Standard-Zange	€ 60,50	€ 52,45
Büchs-Haftprofilzange	€ 62,90	€ 54,95

13%
SPAREN

ab **52,45**

1 K  III-I I-III	2 K  V-IV IV-V	4 K  V-IV IV-V	5 K  III-I I-III	
(Kinderzange) Standard 040 600	(Kinderzange) Standard 040 601	(Kinderzange) Standard 040 602	(Kinderzange) Standard 040 603	
1  3-1 1-3	2  3-1 1-3	7  5-4 4-5	13  5-1 1-5	17  7-6
Standard 040 605 Büchs 081 631	Standard 040 606	Standard 040 607 Büchs 081 633	Standard 040 615 Büchs 081 638	Standard 040 608 Büchs 081 634
18  6-7	22  7-6 6-7	33  5-1 1-5 W	34 N  2-1 1-2	35 N  5-4 4-5
Standard 040 609 Büchs 081 635	Standard 040 616 Büchs 081 639	Standard 040 617 Büchs 081 640	Tiefgreifend 040 622	Tiefgreifend 040 631
36 N  5-1 1-5	46  5-1 1-5 W	46 L  6-3 3-6 W	49  3-1 1-3 W	
Tiefgreifend 040 628	Standard 040 613	Tiefgreifend 040 629	Standard 040 620	
51  8-3 3-8 W	51 A  5-3 3-5 W	51 L  6-3 3-6 W	67  8 8	67 N  7-6 6-7
Standard 040 610 Büchs 081 636	Standard 040 611	Tiefgreifend 040 624	Standard 040 612 Büchs 081 637	Tiefgreifend 040 632
73  7-6 6-7	79  8 8	79 N  8 8	251  5-3 3-5 W	
Standard 040 614	Standard 040 618 Büchs 081 641	Tiefgreifend 040 633	Tiefgreifend 040 634	



M+W select WURZELHEBER BEIN

Rostfrei.

Größe

1, 2 mm	081 675
2, 3 mm	081 676
3, 4 mm	081 677
1 Stck.	€ 25,90 € 21,90

15%
SPAREN

25,90
21,90

Größe 1



Größe 2



51,90
41,90

19%
SPAREN



KRONENABNEHMEHILFE

Stabiles Instrument aus rostfreiem Stahl mit 2 Funktionsenden, die in den Spalt der aufgeschnittenen Krone greifen und diese durch Abwinkeln mühelos aufbiegen.

081 683 | 1 Stck. | € 51,90
€ 41,90



London College, matt



London College, hochglanzpoliert



Perry, matt



M+W select PINZETTEN

Aus rostfreiem Edelstahl mit geriefter Spitze, 1a-Qualität.

Pinzette London College:

15 cm, matt

098 636 | 1 Stck. | € 6,65
€ 5,95

15 cm, hochglanzpoliert

098 646 | 1 Stck. | € 6,65
€ 5,95



BIS ZU
20%
SPAREN

ab **5,35**

Pinzette Meriam:

15 cm, matt

098 628 | 1 Stck. | € 6,65
€ 5,95

Pinzette Perry:

13 cm, matt

098 629 | 1 Stck. | € 6,65
€ 5,95

ab 10 Stck.
einer Ausführung | je Stck. | € 6,30
€ 5,65

ab 20 Stck.
einer Ausführung | je Stck. | € 5,95
€ 5,35

ab **2,75**

BIS ZU
26%
SPAREN

Nr. 8



Nr. 9



Nr. 23



ZAHNSONDEN SPEZIAL

Mit sehr feinem Arbeitsende
und 8-Kantgriff, rostfrei, einendig.

Form

Nr. 8 100 675

Nr. 9 100 676

Nr. 23 100 677

1 Stck. € 3,70
€ 3,20

ab 10 Stck. einer
Form, je Stck. € 3,50
€ 2,95


ab 20 Stck. einer
Form, je Stck. € 3,30
€ 2,75




ab **6,95**

BIS ZU
22%
SPAREN

2 mm



2,5 mm



3 mm



M+W select HEIDEMANNSPATEL

Rostfrei.



Breite

2,0 mm 081 619

2,5 mm 081 620

3,0 mm 081 621

1 Stck. € 8,95
€ 7,45

ab 10 Stck.,
je Stck. € 8,35
€ 6,95

ab **7,25**

BIS ZU
21%
SPAREN


schmal



mittel



breit



ZEMENTSPATEL

Rostfrei, doppelendig.

Form

schmal, 5 mm 081 642

mittel, 6 mm 081 643

breit, 7 mm 081 644

1 Stck. € 9,20
€ 7,75

ab 5 Stck. einer
Form, je Stck. € 8,90
€ 7,45

ab 10 Stck. einer
Form, je Stck. € 8,60
€ 7,25



1. **NEU**



2.



BIS ZU
16%
SPAREN

ab **4,95**

M+W select SKALPELLGRIFF

Die besondere Griffoberfläche bietet
sicheren Halt und lässt sich optimal reinigen.



Skalpellgriff Nr. 3 (1.)

200 669 | 1 Stck. | € 5,90
€ 4,95

Skalpellgriff (2.)

140 625 | 1 Stck. | € 32,90
€ 27,90

ab **29,90**

BIS ZU
19%
SPAREN

P 24



Molt M 9



RASPATORIEN

Für die chirurgische Parodontologie.

P 24

040 683 | 1 Stck. | € 36,90
€ 29,90

Molt M 9

040 684 | 1 Stck. | € 38,90
€ 31,90



RUNDUM HYGIENE

	Reinigung	Desinfektion	bakterizid	begrenzt vizid*	sporizid	fungizid	tuberkulozid	HBV-wirksam	HCV-wirksam	HIV-wirksam	aldehydfrei	phenolfrei	alkoholfrei	gebrauchsfertige Lösung	Konzentrat	Anwendungskonz. in %	Einwirkzeit	VAH gelistet	Anmerkungen	Seite
HÄNDE																				
Händedesinfektion		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X				X	Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion: 30 Sekunden Einwirkzeit chirurgische Händedesinfektion: 5 Minuten	63
Waschlotion soft	X											X		X						63
FLÄCHEN																				
Sprühdesinfektion Plus	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X			1,0'	X		64
Sprühdesinfektion alkoholfrei	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X			1,0'	X		64
Desinfektionstücher Plus	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-	1,0'	X		65
Wet Wipes Maxi AF	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-	2,0'	X*	* Tränkflüssigkeit VAH gelistet	65
Wet Wipes Soft	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-	2,0'	X*	* Tränkflüssigkeit VAH gelistet	65
Wet Wipes Soft alkoholfrei	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	-	-	-	2,0'	X*	* Tränkflüssigkeit VAH gelistet	65
Flächendesinfektion Plus	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X			X	3	15,0'	X		64
INSTRUMENTE																				
Bohrerbad Plus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			5,0'	X		64
Instrumentenbad Plus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	1,5'	15,0'	X		64
SPEZIALBEREICHE																				
Septoprint Plus		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X			1,0'	X	TbB: 15 Min.	52
Septoprint Konzentrat		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			X	2	15,0'	X	TbB: 4% - 15 Min.	52
Mundspülbeckenreiniger AF	X	X	X			X	X				X			X			1,0'			66
Ultrasuc Super	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X			X	2	5,0'	X		66
Ultrasuc Super Cleaner	X										X	X			X	5-10	0,5-2 h			66

M+W select HÄNDEDESINFEKTION

2-Propanol 70 % (V/V). Bakterizid (inkl. TbB), fungizid. Zul.-Nr. 1599.98.99.

Anwendungsgebiet: Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion sowie für Kühlumschläge.

Art der Anwendung: Zum Auftragen auf die Haut. Parfüm- und farbstofffrei. Gegenanzeigen: M+W Händedesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden anzuwenden.

Hinweis: M+W Händedesinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Gut verschlossen aufbewahren, alkoholfähig, entzündlich, vor Anwendung elektrischer Geräte gut trocknen lassen, Flammpunkt 24°C.

Einwirkzeiten: Bakterien und Pilze (Candida albicans): Hygienische Händedesinfektion nach VAH und EN 1500: Konz.: 30 sec. Chirurgische Händedesinfektion nach VAH und EN 12791: Konz.: 5 min. TbB (Tuberkulose) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz.: 30 sec. Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV): Konz.: 15 sec. Noro-Viren gem. EN 14476: Konz.: 30 sec.

Spenderflasche, 500 ml

(nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 781)

000 764 | 1 Fl. | € 6,50
€ 5,90

Spenderflasche, 1 l

(nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 782)

000 766 | 1 Fl. | € 9,50
€ 8,75

Kanister, 5 l

(nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 783)

000 767 | 1 Kan. | € 46,90
€ 37,95



ab 5,90

M+W select WASCHLOTION SOFT

Medizinische Handwaschseife mit Vitaminen und hautfreundlichem pH-Wert.

Kein Austrocknen der Hände auch bei häufigem Händewaschen durch rückfettende Wirksubstanzen, Vitamine verleihen der Haut zusätzlich Spannkraft und Pflege. Dermatologisch getestet, angenehm frischer Duft.

Spenderflasche, 500 ml

200 745 | 1 Fl. | € 4,40
€ 3,95

Spenderflasche, 1 l

200 746 | 1 Fl. | € 6,95
€ 6,25

Kanister, 5 l

200 748 | 1 Kan. | € 26,90
€ 24,25



ab 3,95

M+W select FLÄCHENDESINFEKTION PLUS

Aldehydfreies Konzentrat zur Reinigung von großen Flächen und Inventar im medizinischen und nicht medizinischen Bereich. Angenehmer, leichter Geruch. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet. Nicht als Sprühdeseinfektion und nur gemäß auf dem Etikett angegebenen Konzentrationen verwenden!

VAH
gelistet



2 l		
200 733	1 Kan.	€ 22,90 € 19,90
5 l		
200 734	1 Kan.	€ 46,90 € 42,45
ab 2 Kan.	je Kan.	€ 44,90 € 39,95



BIS ZU
15%
SPAREN

ab **19,90**



BIS ZU
28%
SPAREN

ab **8,95**

VAH
gelistet

M+W select SPRÜHDESINFEKTION ALKOHOLFREI

750 ml Flasche, mit Schaumspühhkopf
000 710 | 1 Fl. | € 12,50
€ 8,95

Kanister, 10 l
000 711 | 1 Kan. | € 69,95
€ 60,95



Aldehyd- und alkoholfreie Sprühdeseinfektion, gebrauchsfertig. Zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Hand- und Winkelstücke und allen Flächen im medizinischen Bereich, die empfindlich auf Alkohol reagieren, wie z. B. Acrylglas und Kunstlederoberflächen. Wirksam gegen HBV, HCV, HIV, Inaktivierung von Rotaviren, bakterizide Wirkung und fungizide Wirkung in 1 Minute. Angenehm leichter Limonenduft. Die 750 ml Sprayflasche ist mit einem Duo Spraykopf ausgestattet. Sie können wie gewohnt spraysen, aber auch umstellen auf die Schaumspühhfunktion. Bei dieser Funktion entsteht kein Spraynebel und der Schaum haftet besser auf vertikalen Flächen. VAH gelistet.



BIS ZU
14%
SPAREN

ab **9,95**

VAH
gelistet

M+W select SPRÜHDESINFEKTION PLUS

Sprühflasche, 1 l, ohne Sprühhkopf:

Plus
200 727 | 1 Fl. | € 10,60
€ 9,95

Plus lemon
200 729 | 1 Fl. | € 10,60
€ 9,95

Kanister, 10 l:

Plus
200 728 | 1 Kan. | € 63,90
€ 54,95

Plus lemon
200 730 | 1 Kan. | € 63,90
€ 54,95

Plus apple
200 732 | 1 Kan. | € 63,90
€ 54,95



Aldehydfreie Sprüh- und Wischdeseinfektion zur Reinigung und Desinfektion von Flächen und medizinischen Gegenständen. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (z. B. Acrylglas, Polyester) anwenden. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet.



BIS ZU
18%
SPAREN

ab **11,25**

M+W select BOHRERBAD PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von zahnärztlichen, rotierenden Instrumenten. Nicht geeignet für Carborundesteine, Polierer, Kunststoff- und Aluminiumteile. Sehr breites Wirkungsspektrum bei kurzer Einwirkzeit von 5 Min., VAH-gelistet.



VAH
gelistet

2 l		
200 720	1 Fl.	€ 13,80 € 12,45
ab 2 Fl.	je Fl.	€ 12,80 € 11,25
5 l		
200 722	1 Kan.	€ 29,90 € 26,95
10 l		
200 721	1 Kan.	€ 56,40 € 49,95

M+W select INSTRUMENTENBAD PLUS

Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von dental-medizinischen Handinstrumenten und rotierenden Instrumenten. Sehr gute Materialverträglichkeit. Mit Korrosionsschutz. Sehr breites Wirkungsspektrum mit kurzer Einwirkzeit (1,5% 15 Min., 1% 60 Min.), VAH gelistet. Auch für die Anwendung im Ultraschall geeignet, angenehmer Geruch.

BIS ZU
21%
SPAREN

ab **27,45**



VAH
gelistet

2 l		
200 723	1 Fl.	€ 34,60 € 27,45
10 l		
200 724	1 Kan.	€ 116,50 € 104,95
ab 2 Kan.	je Kan.	€ 109,50 € 99,95

M+W select WET WIPES MAXI

Alkoholhaltige, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher (20 x 30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen in angenehm frischen Duft. Die Tücher sind aus einem wertigen, fusselfreien Vliesmaterial. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

2 Rollen à 150 Blatt (20 x 30 cm):

AF
100 766 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 35,50

Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung von getränkten Großformattüchern

100 751 | 1 Pckg. | € 6,30

39,90
35,50



M+W select WET WIPES SOFT

Alkoholhaltige, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

2 Rollen à 90 Blatt (28 x 30 cm):

AF
100 755 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 35,50

lemon (Limonenduft)

100 756 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 35,50

green apple (Apfelfduft)

100 757 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 35,50

39,90
35,50



M+W select WET WIPES SOFT ALKOHOLFREI

Alkoholfreie, vollviruzide, gebrauchsfertige Tücher (28 x 30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Mit frischem Duft. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), vollviruzid, wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

2 Rollen à 75 Blatt

100 758 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 34,90

Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung von getränkten Großformattüchern

100 751 | 1 Pckg. | € 6,30

13%
SPAREN

39,90
34,90



BIS ZU
17%
SPAREN

ab 3,75



M+W select DESINFESTIONSTÜCHER PLUS

Dose mit 100 Tüchern:

Plus
200 735 | 1 Dose | € 5,45
€ 4,95

Plus lemon
200 737 | 1 Dose | € 5,45
€ 4,95

Plus apple
200 739 | 1 Dose | € 5,45
€ 4,95

ab 3 Dosen
einer Sorte | je Dose | € 4,95
€ 4,75

Refill mit 100 Tüchern:

Plus
200 736 | 1 Pckg. | € 4,50
€ 4,25

Plus lemon
200 738 | 1 Pckg. | € 4,50
€ 4,25

Plus apple
200 740 | 1 Pckg. | € 4,50
€ 4,25

ab 12 Pckgn.
einer Sorte | je Pckg. | € 3,95
€ 3,75



Mit alkoholhaltiger Lösung vorgetränkte Tücher (12 x 20 cm) zur Desinfektion und Reinigung von kleinen Flächen und medizinischen Gegenständen. Angenehme, fusselfreie Tuchqualität. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet, aldehydfrei. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (Acrylglas, Polster) anwenden.

M+W select MAXI WIPES

Ungetränkte, weiche Tücher (20 x 30 cm) für die Reinigung von großen Flächen. Die Tücher sind aus einer Mixtur von Polyester und Vlies. Die Strukturierung sorgt für eine gleichmäßige Flüssigkeitsaufnahme und Abgabe. Sehr reißfest und fusselfrei. Zur Tränkung empfehlen wir 1 – 1,5 l M+W Sprühdessinfektion.

150 Blatt

100 763 | 1 Rolle | € 14,90
€ 13,90

ab 6 Rollen | je Rolle | € 14,20
€ 13,20

Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung von getränkten Großformattüchern

100 751 | 1 Pckg. | € 6,30



ab 13,20

M+W select MUNDSPÜLBECKENREINIGER AF

Gebrauchsfertige Lösung zur gründlichen Reinigung und Desinfektion der Mundspülbecken in praktischer Spritzflasche. Entfernt Blut, Kalk, Rückstände von Plaquefärbemitteln sowie Abformmaterialien und sonstige Rückstände und deckt dabei ein umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien und Pilze ab.

750 ml		
100 732	1 Fl.	€ 9,90
		€ 8,90
ab 6 Fl.	je Fl.	€ 8,90
		€ 7,90



ab 7,90

BIS ZU
20%
SPAREN



BIS ZU
13%
SPAREN

ab 33,45

VAH
gelistet

M+W select ULTRASUC SUPER

5 l		
000 787	1 Kan.	€ 38,40
		€ 34,95
ab 3 Kan.	je Kan.	€ 36,40
		€ 33,45

Aldehyd-, phenol- und chlorfreies Desinfektions- und Reinigungskonzentrat für dentale Absauganlagen aller Art auf der Basis von Quartären Ammoniumverbindungen (QAVs). Für Anlagen mit und ohne Amalgamscheider. Schaumarm und desodorierend. Entspricht den gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit nach TRGS 525/540. Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. Tbc), fungizid, begrenzt viruzid (HBV, HCV, HIV). Einwirkzeit nach VAH/DGHM 2% – 5 Min. Farbe: klar.



BIS ZU
15%
SPAREN

ab 17,45

VAH
gelistet

M+W select ULTRASUC SUPER CLEANER

2 l		
000 779	1 Fl.	€ 20,50
		€ 18,75
ab 4 Fl.	je Fl.	€ 19,50
		€ 17,45

Hochwirksames Zusatzreinigungskonzentrat zur gründlichen Reinigung von Absauganlagen und Amalgamscheidern. Löst hartnäckige Ablagerungen, Verkrustungen, Verschmutzungen durch Eiweiß usw. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung von Pulverstrahlgeräten, bei der Reinigung von Abflussleitungen, bei problematischem Leitungswasser oder Abwasserleitungen mit ungünstigem Gefälle. Wöchentliche Anwendung 5 – 10%, Einwirkzeit ca. 0,5 – 2 Stunden.



BIS ZU
33%
SPAREN

ab 1,95

M+W select NITRIL ARBEITSHANDSCHUH

Flockgefütterter Nitril Arbeitshandschuh für den Schutz im sterilen Bereich während der Instrumentenaufbereitung. Der lange Schaft schützt Hände und Arme. Paarweise verpackt.

Größe	1 Paar
S	400 705
M	400 706
1 Pckg.	€ 2,90
	€ 2,45
ab 5 Pckg. einer Größe, je Pckg.	€ 2,20
	€ 1,95



BIS ZU
24%
SPAREN

ab 12,95

M+W select UNIVERSALSPRAY

Pflegespray für Turbinen-, Hand- und Winkelstücke.

500 ml		
037 712	1 Dose	€ 16,95
		€ 14,95
ab 6 Dosen	je Dose	€ 15,95
		€ 12,95



Universaladapter für Intramatic-Anschluss aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C

100 704	1 Stck.	€ 6,50
		€ 5,75

Adapter Z
Zusatzadapter für Winkelstückköpfe aus Kunststoff

100 705	1 Stck.	€ 2,80
		€ 2,45

Turbinenadapter für W&H-Turbinen aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C

100 706	1 Stck.	€ 6,50
		€ 5,75

Turbinenadapter für KaVo-Turbinen (Multiflex-Anschluss) aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C

100 707	1 Stck.	€ 6,50
		€ 5,75



UMSTELLUNGS-ANGEBOT
Jetzt sparen & die Umwelt dabei schonen.

**SUPER-
GÜNSTIGER
PREIS!**

ab **59,-**



HELIXCONTROL PRO

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven nach EN 867-5 zur Überprüfung der vollständigen Luftentfernung aus Hohlkörperinstrumenten. Der Prüfkörper ist aus Metall gefertigt und hält somit den starken Temperaturen im Autoklaven dauerhaft stand. Lediglich die Teststreifen müssen ausgetauscht werden.



Set:

1,5 m Schlauch mit Metallklammer,
Teflonträger für Indikatorstreifen,
50 Indikatorstreifen

100 777 | 1 Pckg. | € 59,00

Refill:

250 Indikatorstreifen

100 778 | 1 Pckg. | € 69,00

SUPER-GÜNSTIGER PREIS!



**12%
SPAREN**

~~131,-~~
115,-



HELIXCONTROL

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven zur Überprüfung der Luftentfernung aus Hohlkörperinstrumenten nach EN 867-5. Das Set enthält 300 Teststreifen Klasse D nach EN 867-1, ein Chargenkontrollblatt und einen Prüfkörper gem. DIN 58.948PP.

300 Teststreifen, 1 Prüfkörper

100 780 | 1 Pckg. | € 131,00

€ 115,00



**BIS ZU
28%
SPAREN**

ab **3,75**



BOWIE&DICK TEST

Einmal-Test für die Überprüfung der Dampfdurchdringung während des Sterilisationsprozesses in einem B-Klasse Autoklaven gem. EN ISO 11140-4. Für die normenkonforme Dokumentation ist der Test mit Beschriftungsfeldern vorgesehen.

200 700 | 1 Pckg. | € 5,20

€ 4,45

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 4,60

€ 4,25

ab 20 Pckgn. | je Pckg. | € 3,99

€ 3,75



**16%
SPAREN**

~~31,90~~
26,90



INKTEST EASY

Siegelnahfestigkeitstest zur Routineüberprüfung gemäß ISO 11607-1 Anhang B sowie ASTM F1929. Durch die neue Darreichungsform im flachen Beutel jetzt noch einfachere Handhabung und gleichmäßiger Austritt der Flüssigkeit. Unregelmäßigkeiten in den Schweißnähten werden unmittelbar nach Entleeren des Beutels sichtbar. Für eine saubere und sichere Aufbewahrung sorgt die hochwertige Alubox.

Box mit 30 x 3 ml Testbeutel

500 701 | 1 Pckg. | € 31,90

€ 26,90



NEU: Flüssigkeit jetzt im Beutel –
dadurch einfachere und sauberere Anwendung.



KLASSE 5 INDIKATOR

Indikator zur Kontrolle während des Sterilisationsprozesses im Autoklaven gem. EN ISO 11140-1.

200 Indikatorstreifen

200 702 | 1 Pckg. | € 21,90

€ 18,90

~~21,90~~
18,90



**14%
SPAREN**

~~34,90~~
29,90



SEAL TEST

Siegelnah-Test zur täglichen Überprüfung der Funktion Ihres Foliensiegelgerätes gemäß EN ISO 11607-2.

Heftchenpackung
mit 100 Teststreifen

200 707 | 1 Pckg. | € 34,90

€ 29,90



M+W select FG-DIAMANTEN BOX

M+W FG-Diamanten überzeugen durch ihre extrem hohe Bruchfestigkeit, effiziente Schneidleistung und lange Standzeiten. Durch das spezielle Triton™ Beschichtungsverfahren wird eine überragende, dauerhafte Diamantenbindung erzeugt, die eine scharfe und glatte Schneidfähigkeit verstärkt. Die unlösliche ISO-Farbmarkierung verhindert Verwechslungsmöglichkeiten. Computergesteuerte Fertigungsverfahren und 100%ige Qualitätskontrollen nach neuesten Richtlinien machen die M+W FG-Diamanten zu einem absolut sicheren und hochwertigen Instrument für den täglichen Einsatz. Die Instrumente sind in einer farbigen Box verpackt – entsprechend der jeweiligen ISO-Farbmarkierung. Die stabile Box sorgt für eine hygienische, sichere Aufbewahrung.

Packung mit 5 Stck.	Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3
1 Pckg.	€ 9,95 € 6,90	€ 12,30 € 6,90	€ 16,30 € 6,90

BIS ZU
58%
SPAREN

6,90

Internationale Farbcodierung

schwarzer Ring	x-grob	151-181 µm	XC	Grobes Vorschleifen
grüner Ring	grob	150 µm	C	Vorschleifen
blauer Ring	mittel	107-125 µm	M	Universelles Schleifen
roter Ring	fein	64 µm	F	Glätten
gelber Ring	extrafein	30-38 µm	SF	Vorfinieren
weißer Ring	ultrafein	20 µm	UF	Endfinieren und Glätten

Maximale Drehzahlen

ISO-Gr. 1/10 mm	Maximal UpM
007-010	450.000
012-014	450.000
016-018	450.000
021-023	300.000
025-027	160.000
029-031	140.000
033-040	120.000

ALLE GRÖSSEN
& FORMEN
EIN PREIS!

FG-Schaft, 5 Stück

Kavitätenkugel

										
Figur	801 009	801 010	801 012	801 014	801 016	801 018	801 021	801 023	802 014	802 017
Größe	-	-	-	400 843	-	-	-	-	-	-
x-grob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
grob	-	-	-	300 821	-	-	-	-	-	-
mittel	300 818	300 819	300 820	300 822	300 823	300 824	300 825	-	300 827	300 828
extrafein	-	-	-	-	-	-	-	300 826	-	-
ultrafein	-	-	-	-	-	-	-	400 848	-	-
Preisgruppe	1	1	1	1	2	2	3	3	1	2

FG-Schaft, 5 Stück

Kegel umgekehrt, kurz

						
Figur	805 009	805 010	805 012	805 014	806 012	806 014
Größe	-	-	-	-	-	-
mittel	300 829	300 832	300 830	300 831	300 834	300 833
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1

FG-Schaft, 5 Stück

Kegel umgekehrt, lang

		
Figur	807 013	807 015
Größe	-	-
mittel	300 835	300 836
Preisgruppe	1	2

FG-Schaft, 5 Stück

Diabolo

FG-Schaft, 5 Stück

Birne

										
Figur	813 012	813 014	813 016	Figur	830R 009	830R 012	830R 016	830L 012	830L 014	830L 016
Größe	-	-	-	Größe	-	-	-	-	-	-
grob	-	-	-	grob	-	300 841	-	300 844	300 846	-
mittel	300 837	300 838	300 839	mittel	300 840	300 843	300 842	300 845	300 847	300 848
Preisgruppe	1	1	2	Preisgruppe	1	1	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stück

Zylinder kurz

FG-Schaft, 5 Stück

Zylinder

												
Figur	835 008	835 010	835 012	835 014	835KR 010	835KR 012	Figur	836 010	836 012	837 010	837 012	837 014
Größe	-	-	-	-	-	-	Größe	-	-	-	-	-
x-grob	-	400 844	-	-	-	-	x-grob	-	-	-	400 841	-
Preisgruppe	-	3	-	-	-	-	Preisgruppe	-	-	-	3	-
grob	-	300 850	-	-	-	-	grob	-	-	-	300 860	-
mittel	300 849	300 851	300 852	300 853	300 854	300 855	mittel	300 856	300 857	300 858	300 861	300 863
fein	-	-	-	-	-	-	fein	-	-	-	-	300 862
extrafein	-	-	-	-	-	-	extrafein	-	-	-	300 859	-
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1	Preisgruppe	2	2	2	2	2

> ALLE GRÖSSEN & FORMEN EIN PREIS! <



FG-Schaft, 5 Stück



Figur	Größe	x-grob	Preisgruppe	grob	mittel	fein	extrafein	Preisgruppe
881	010	-	-	-	300 892	-	-	2
881	012	-	-	-	300 893	-	-	2
885	010	-	-	-	300 894	-	-	2
885	012	-	-	-	300 897	300 895	-	2

Zylinder rund



Zylinder spitz



FG-Schaft, 5 Stück



Figur	Größe	x-grob	Preisgruppe	grob	mittel	fein	extrafein	Preisgruppe
878	012	-	-	-	300 883	-	-	2
879	010	-	-	-	300 884	-	-	2
879	012	-	-	-	300 887	300 885	-	2
879	014	-	-	-	300 890	300 888	-	2
879	016	-	-	-	300 891	-	-	2

Torpedo



FG-Schaft, 5 Stück



Figur	Größe	mittel	Preisgruppe
848	014	300 864	2
848	016	300 865	2
850	012	300 866	2
850	014	300 867	2

Konus flach



Konus rund



FG-Schaft, 5 Stück



Figur	Größe	mittel	extrafein	Preisgruppe
859	010	300 868	300 869	2
859	012	300 870	-	2
859	014	300 871	300 872	2
859	016	300 873	-	2
859	018	-	300 874	2

Separierer



FG-Schaft, 5 Stück



Figur	Größe	mittel	fein	extrafein	Preisgruppe	ultrafein	Preisgruppe
368	016	300 811	300 810	300 812	2	400 850	3
368	018	300 813	-	-	2	-	-
368	023	300 815	300 814	300 816	3	400 846	3
379	023	-	-	300 817	3	-	-

Knospe



Eiform



FG-Schaft, 5 Stück



Figur	Größe	x-grob	Preisgruppe	grob	mittel	fein	extrafein	Preisgruppe	ultrafein	Preisgruppe
862	012	-	-	-	-	-	300 875	2	400 849	3
863	012	-	-	-	300 877	300 876	300 878	2	-	-
863	014	400 842	3	300 880	300 881	300 879	300 882	2	400 847	3

Flamme



FG-Schaft, 5 Stück



Figur	Größe	mittel	Preisgruppe
909	036	300 898	3

Rad



M+W select BOHRERBÜRSTE

059 845 | 1 Stck. | € 1,90
ab 10 Stck. | je Stck. | € 1,70



ab 1,70



KAUFEN SIE 6 M+W SELECT
BOHRERBÜRSTEN UND SIE
ERHALTEN 17% RABATT.

5+1
SPAREN SIE 17%



BIS ZU
18%
SPAREN

ab **6,25**

M+W select HEXAGUM 0,12%

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,12% Chlorhexidinguconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Ideal als Präventivmaßnahme vor jeder zahnärztlichen Behandlung einsetzbar. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.



Flasche, 500 ml	PET-Flasche, 5 l (ohne Pumpe)
100 880 1 Fl. € 7,60	100 881 1 Kan. € 23,45
ab 5 Fl. je Fl. € 6,75	€ 19,90
ab 5 Fl. je Fl. € 7,10	Dosierpumpe für 5 l PET-Flasche
€ 6,25	100 884 1 Stck. € 6,30



BIS ZU
22%
SPAREN

ab **2,15**

M+W select HEXAGUM FORTE 0,2%

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,2% Chlorhexidinguconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.



Flasche 100 ml	Flasche 500 ml, mit Dosierpumpe
100 882 1 Fl. € 2,70	100 883 1 Fl. € 8,90
ab 20 Fl. je Fl. € 2,40	ab 5 Fl. je Fl. € 7,90
€ 2,15	€ 6,90

M+W select SOFT STICKS

Interdentalreiniger für eine einfache und effiziente Entfernung von Plaque in den Zahnzwischenräumen. Die elastischen Silikonborsten gleiten sanft in den Interdentalraum und massieren zugleich das Zahnfleisch. Einfache Anwendung auch bei KFO Apparaturen. Umweltfreundliche Verpackung.

32 Stcks.
200 848 | 1 Pckg. | € 2,49
€ 2,25



2,49
2,25



BIS ZU
18%
SPAREN

ab **0,99**

M+W select EINBÜSCHELBRÜSTE



Mit spitz zulaufenden Borsten für die optimale Pflege von schwer erreichbaren Stellen, zur Pflege des Zahnfleischrandes, für sehr große Zahnzwischenräume, bei Zahnfehlstellungen, für Zahnersatz und Brackets.

200 849 1 Stck. € 1,20
ab 12 Stck. je Stck. € 1,10
€ 0,99



BIS ZU
25%
SPAREN

ab **0,39**

M+W select ZAHNBÜRSTEN

KOMFORT ZAHNBÜRSTE
Mit ergonomischem, rutschfestem Gummigriff und flexiblem Hals. Weiche Außen-Stimulatoren massieren sanft das Zahnfleisch.

200 847 1 Stck. € 1,19
ab 12 Stck. je Stck. € 1,09
€ 0,99
ab 24 Stck. je Stck. € 0,99
€ 0,89



KINDERZAHNBÜRSTE
Kinderzahnbürste mit kindgerechtem Griff für einen sicheren Halt. Weiche Borsten für eine schonende und gründliche Reinigung.

grün	200 845 1 Stck. € 0,49
	€ 0,45
pink	200 846 1 Stck. € 0,49
	€ 0,45
ab 10 Stck. einer Farbe	je Stck. € 0,45
	€ 0,39



BIS ZU
18%
SPAREN

ab **1,39**

M+W select ORTHOFLOSS MINT

Zahnseide mit flauschigem Mittelteil speziell für die Reinigung von großen Zahnzwischenräumen, Zahnspangen, Implantaten und unter Brückenteilen. Die gewachsen, feinen Anfang- und Endstücke können zur herkömmlichen Zahnzwischenraumreinigung verwendet werden. Sehr dezenter Minzgeschmack, faserig nicht aus.



Dispenser mit 50 Einheiten
000 872 1 Rolle € 1,69
ab 10 Rollen je Rolle € 1,59
€ 1,49
ab 20 Rollen je Rolle € 1,49
€ 1,39

M+W select PROPHY POWDER SUB&SUPRA

Für eine schonende und effektive Reinigung im subgingivalen und supragingivalen Bereich.
Indikationen: Rechtzeitige Vorbeugung von Karies und parodontaler Pathologie, entfernen von Plaque und weichem Zahnbelag an den Zahnwurzeln oberhalb des Zahnfleischsaumes, Fissurenreinigung, Entfernung von Zahn-, Raucherbelag und Pigmenten.

Geschmack	300 g
Zitrone	028 800
Tropical	028 801
Kirsche	028 802
1 Fl.	€ 15,90
ab 4 Flaschen einer Ausführung, je Fl.	€ 13,90
	€ 14,50
	€ 12,95



BIS ZU
19%
 SPAREN
 ab 12,95

NEU: 2-IN-1-PULVER



BIS ZU
20%
 SPAREN
 ab 7,95

M+W select PROPHYLAXEPASTE

Reinigungs- und Polierpaste für die professionelle Zahnreinigung mit Fluorid und angenehmem Minzgeschmack. Dank optimaler thixotroper Eigenschaften lässt sie sich perfekt applizieren und spritzt nicht.

Es stehen 4 Körnungen zur Auswahl:

RDA 250: bei starken Belägen und Rauigkeiten

RDA 170: bei mittleren Verfärbungen und Belägen

RDA 120: bei geringen Belägen und Verfärbungen

RDA 40: extra fein für die Endpolitur

Körnung	Tube 60 ml/100 g
RDA 250 blau	200 860
RDA 170 grün	200 861
RDA 120 rosa	200 862
RDA 40 gelb	200 863
1 Tube	€ 9,95
	€ 8,45
ab 3 Tuben einer Ausführung, je Tube	€ 9,40
	€ 7,95



BIS ZU
21%
 SPAREN
 ab 7,45

M+W select MINIATUR ZAHNREINIGUNGS-BÜRSTEN

Nicht sterilisierbar, nicht thermodesinfizierbar, für Winkelstück. Einfache Unterscheidung durch unterschiedliche Farben.

Farbe	10 Stck.	100 Stck.
Borste natur	000 854	000 857
Farbe	12 Stck.	100 Stck.
Nylon pink, soft	200 875	200 879
Nylon blau, mittel	200 876	200 880
Nylon weiß, hart	200 877	200 881
Nylon weiß, soft	200 878	200 882
1 Pckg.	€ 8,95	€ 62,90
	€ 7,45	€ 49,90



M+W select PROPHY TOP

Weiterentwicklung des bewährten M+W Prophylaxepulvers für eine noch bessere und effektivere Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Nur für die supragingivale Anwendung, auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße 43 µm.

Minze, 300 g	
100 888	1 Fl. € 19,90
	€ 15,90
ab 4 Fl.	je Fl. € 17,90
	€ 14,90

BIS ZU
25%
 SPAREN
 ab 14,90



M+W select PROPHY PERIO

Prophylaxepulver auf Basis von natürlichen Zuckern (nichtkariogen).
Subgingivale Anwendung: Entfernung von periodontalen Biofilmen, Implantatreinigung.
Supragingivale Anwendung: Entfernung von supragingivalen Biofilmen und Verfärbungen um den Sulkus, Entfernung von Verfärbungen in empfindlichen Bereichen, Politur der Zähne. Eine Endpolitur ist überflüssig. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße 15 µm.

120 g, neutraler Geschmack	
100 891	1 Fl. € 17,20
	€ 14,20
ab 4 Fl.	je Fl. € 15,50
	€ 12,50

BIS ZU
27%
 SPAREN
 ab 12,50



Für
 sub- und
 supragingivale
 Anwendung

M+W REPAIR & CARE

Unser schneller und zuverlässiger
Reparaturservice für Sie.

Wir sorgen mit unserem hochqualifizierten Reparaturservice M+W Repair & Care dafür, dass Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden und sparen Ihnen dadurch wertvolle Zeit und Kosten.

Wir reparieren für Sie:

- Hand- und Winkelstücke
- Turbinen
- Mikromotoren
- Kupplungen
- Schläuche
- ... und vieles mehr

Von folgenden Herstellern:

KAVO
Dental Excellence

W&H

NSK

Bien Air[®]
Dental

MM

ACTEON
Germany

FARO

V

MK-DENT

Aseptico

... und weiteren führenden Herstellern.

Ihre Instrumenten- Schläuche sind defekt?

Wir kümmern uns darum –

Schlauchreparaturen
bereits ab € 66,-!



Lassen Sie ihre
Instrumente und
Schläuche reparieren
und sichern Sie sich einen
AMAZON-GUTSCHEIN*!

Code: 16
Nur gültig bis 10.06.2022

Beauftragen Sie noch heute die Abholung Ihrer zu
reparierenden Geräte – immer mit einem **kostenlosen**
Kostenvoranschlag & einer kostenlosen Abholung.
Wir kümmern uns um Ihre Reparaturen!

Hotline: **0 60 42 / 88 00 88**
E-Mail: **repair@mwdental.de**



Schonen Sie die Umwelt
und lassen Sie von uns
Ihre Instrumente reparieren,
anstatt sie zu entsorgen!

* Bis zum 10.06.2022 erhalten Sie unter Angabe des Codes 16 ab einem Nettopreparaturwert von € 200,- einen € 20,- Amazon-Gutschein. Pro Reparaturauftrag ist nur 1 Gutschein möglich.
Die Übermittlung des Gutscheins erfolgt per E-Mail. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

WICHTIG! Bitte verpacken Sie Ihre Geräte in einem stabilen Karton. Umschläge und der Gleichen werden nicht mehr vom Paketabholdienst mitgenommen – es droht der Verlust Ihrer Geräte.

Nach dem Ausfüllen dieses Formulars behalten Sie bitte eine Kopie für Ihre Unterlagen und legen das Originalformularn zu reparierenden Geräten bei.

Kundennummer:

Beruf/Praxis/Labor:

Name/Vorname:

Straße/ Hausnummer:

PLZ:

Ort:

› **CODE: 16**

› **Gültig bis 10.06.2022**

Auf diesem Formular ist der Gutscheincode bereits eingedruckt.
Bei Ihrem Online-Auftrag den **Gutscheincode 16** angeben.



Lassen Sie ihre
Instrumente und
Schläuche reparieren
und sichern Sie sich einen
**AMAZON-
GUTSCHEIN*!**

M+W REPAIR & CARE

AUFTRAGSFORMULAR

Auftragsdatum:

Ansprechpartner:

E-Mailadresse oder Faxnummer:

Telefon:

Sofortige Reparatur pro Gerät bis netto €:

Abholwunsch:

Öffnungszeit von/bis:

Mittagspause von/bis:

BEI BEDARF BESTELLSCHEIN KOPIEREN.

Pos.	Hersteller	Modell	Seriennummer	Fehlerbeschreibung
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

An **M+W REPAIR & CARE** faxen oder per Post an:

M+W Dental GmbH, REPAIR & CARE

Reichardsweide 40, D-63654 Büdingen



Schon Sie die Umwelt und lassen Sie von uns
Ihre Instrumente reparieren anstatt sie zu entsorgen!

Hotline: **0 60 42 / 88 00 88**

E-Mail: **repair.care@mwdental.de**

Fax an: **00 800 / 88 00 80 01**

Bitte beachten Sie: Faxbestellungen können nicht bestätigt werden.

* Bis zum 10.06.2022 erhalten Sie unter Angabe des Codes 16 ab einem Netto-Reparaturwert von € 200,- einen € 20,- Amazon-Gutschein. Pro Reparaturauftrag ist nur 1 Gutschein möglich.
Die Übermittlung des Gutscheins erfolgt per E-Mail. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

M+W Kundennummer:

bestellt von (Name/Vorname):

Unsere aktuellen Angebote
finden Sie einfach auf einem Blick unter:
www.mwdental.de/highlights



GEBEN SIE »**AKTIONSKATALOG**« BEI IHRER
FAX- ODER TELEFONBESTELLUNG AN.

Beruf/Praxis

Name/Vorname

Straße/Hausnummer

--	--	--	--	--

PLZ

Ort

Telefon

Telefon	Telefax (falls Faxangebote erwünscht)
---------	---------------------------------------

Telefax (falls Faxangebote erwünscht)

Unterschrift

Unterschrift E-Mail (falls Newsletter erwünscht)

E-Mail (falls Newsletter erwünscht)

Lieferung:

☐ schnellstmöglich☐ schnellstmöglich ☐ am

am

[illegible]

--	--

--	--	--	--

[illegible]

Fax-Seite

--	--

von

--	--

Seiten insgesamt

FREEFAX AN: 00 800 / 88 00 80 01

BESTELL-HOTLINE: 0 60 42 / 88 00 88

ODER PER POST AN: M+W DENTAL, REICHARDSWEIDE 40, 63654 BÜDINGEN


[illegible]

Alle Preise zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt.
Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental.



9,50
6,⁵⁰

32%
SPAREN





M+W select

ENDO MESSBLOCK

Zur Längeneinstellung von Endo-Instrumenten, Papierspitzen, Guttapercha- und Silberstiften. Abmessungen: 103 x 25 x 32 mm. Autoklavierbar bis 134 °C.

400 680 | 1 Stck. | € 9,50
€ 6,50

28,90
24,⁹⁰

14%
SPAREN



M+W select

PERMAROOT

Wurzelfüllmaterial auf Basis Epoxid-Amin Chemie. Durch die vernetzten Strukturen ist das Material extrem belastbar und verschleißt dicht und dauerhaft. Dabei ist es röntgensichtbar, dimensionsstabil und frei von Iodoform und Paraformaldehyd. Durch die mikrobizide Wirkung schützt M+W Permaroot vor einer Reinfektion. Einfaches Anmischen und Applizieren dank Doppelkammerspritze.

5 ml Doppelkammerspritze
100 300 | 1 Stck. | € 28,90
€ 24,90

Mischkanülen, 25 Stck.
100 301 | 1 Pckg. | € 14,90
€ 12,90

Endo-Tips, 25 Stck.
100 302 | 1 Pckg. | € 6,30



BIS ZU
25%
SPAREN

ab 6,⁹⁰





M+W select

ENDO-SPÜLKANÜLEN

Spülkanülen für Luer- bzw. Luer-Lock-Spritzen, stumpf, biegsam, Packung mit 100 Stck., steril.

23 mm, Ø 0,4 mm, grau
059 507 | 1 Pckg. | € 10,20
€ 8,20

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 9,60
€ 7,60

23 mm, Ø 0,3 mm, gelb
059 506 | 1 Pckg. | € 12,20
€ 10,20

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 11,70
€ 9,70

38 mm, Ø 0,5 mm, orange
059 508 | 1 Pckg. | € 8,40
€ 7,40

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 7,90
€ 6,90

ab 5,⁴⁵

BIS ZU
19%
SPAREN

M+W select

WURZELKANALINSTRUMENTE

Wurzelkanal-Bohrer

Wurzelkanal-Feile

Hedströmfeile



Länge	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm
ISO 08	200 621	200 632	200 642	200 653	200 600	200 610
ISO 10	200 622	200 633	200 643	200 654	200 601	200 611
ISO 15	200 623	200 634	200 644	200 655	200 602	200 612
ISO 20	200 624	200 635	200 645	200 656	200 603	200 613
ISO 25	200 625	200 636	200 646	200 657	200 604	200 614
ISO 30	200 626	200 637	200 647	200 658	200 605	200 615
ISO 35	200 627	200 638	200 648	200 659	200 606	200 616
ISO 40	200 628	200 639	200 649	200 660	200 607	200 617
ISO 45	200 629	200 640	200 650	200 661	200 608	200 618
ISO 50	200 630	–	200 651	200 662	200 609	200 619
ISO 15–40	–	200 631	–	200 652	–	200 620
1 Pckg.	€ 6,75 € 5,75	€ 6,75 € 5,75	€ 6,75 € 5,75	€ 6,75 € 5,75	€ 6,75 € 5,75	€ 6,75 € 5,75
Sonderstaffel*: ab 5 Pckg., je Pckg.	€ 5,45	€ 5,45	€ 5,45	€ 5,45	€ 5,45	€ 5,45



Sparen Sie
mit unserer
Sonderstaffel!



M+W select

SCHAUMSTOFFEINSÄTZE

Höhe 1 cm, Ø 5 cm, passend für Clean Stand, 25 Stck.
198 634 | 1 Pckg. | € 7,05
€ 5,30

Höhe 1 cm, Ø 6,5 cm, passend für Twin-Bloc, 25 Stck.
198 628 | 1 Pckg. | € 7,05
€ 5,30

Höhe 0,5 cm, Ø 5 cm, passend für Clin Grip und Interim-Stand, 50 Stck.
198 629 | 1 Pckg. | € 7,05
€ 5,30

MW select XYLOBLEACH

35% Wasserstoffperoxid Konzentration für die medizinische Aufhellung verfärbter Zähne ebenso für endodontisch behandelte Zähne. Der Zusatz Xylitol hat eine plaque-reduzierende Wirkung und hemmt die Kariesbildung. Dank hohem Peroxidgehalt erzielt man eine schnelle und zuverlässige Aufhellung mit einem langanhaltenden Ergebnis. Durch den neutralen pH-Wert ist das Material dabei zahnschonend. Der Gingiva Protector gewährleistet einen sicheren Schutz des Zahnfleisches. Dank Automix-System entfällt manuelles Anmischen, das Material hat eine homogene Qualität und durch die rote Farbe einen guten Kontrast zum Zahn. Ab Herstellungsdatum gekühlt 17 Monate haltbar.

5 g Automix-Spritze,
3 Mischkanülen,
1,5 g Gingiva Protector,
3 Applikationstips
000 898 | 1 Pckg. | € 49,90
€ 42,50



49,90
42,50

15%
SPAREN



39,90
33,50

16%
SPAREN

MW select POWER WHITENING XTRA 38%

38% Hydrogen-Peroxid geeignet für die medizinische Aufhellung stark verfärbter Zähne.

2,5 ml Doppelmischspritze,
2 Mischkanülen,
1,5 g Gingiva Protector
mit 2 Applikationskanülen
000 891 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 33,50



MW select WHITENING STAR HOME

Kosmetische Zahnaufhellung in Verbindung mit laborgefertigten Schienen zur Erstanwendung in der Praxis und Weiterverwendung durch den Patienten zuhause. Je nach gewünschter Tragedauer stehen 2 Konzentrationen zur Verfügung.
10% – für eine Tragedauer von 4 Stunden oder über Nacht.
16% – für eine Tragedauer von 3 Stunden oder über Nacht.

4 x 1,2 ml Spritzen mit wieder-verschließbarer Kappenkanüle:
10%

000 892 | 1 Pckg. | € 19,80
€ 17,50

16%
000 893 | 1 Pckg. | € 19,80
€ 17,50

ab 3 Pckgn. einer Konzentration | je Pckg. | € 18,80
€ 16,50

ab 5 Pckgn. einer Konzentration | je Pckg. | € 17,80
€ 15,50



SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter:
0 60 42 / 88 00 88
Mo, Di, Do 7.30 – 17.30 Uhr
Mi 7.30 – 17.00 Uhr | Fr 7.30 – 16.00 Uhr



App:
heja+
(Apple Store/Play Store)



Online via Web:
www.mwdental.de
www.mwdental.at (Österreich)



Freefax:
00 800 / 88 00 80 01
(Gültig für Deutschland und Österreich)

UNSER SERVICE FÜR SIE:



Ruck-Zuck-Lieferservice
Alles was Sie bis 17.00 Uhr bestellen, wird am selben Tag bearbeitet und versendet.



Porto sparen
Ab einem Nettowarenwert von € 150,- erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

