

M+W

BESTDEALS

Geräte & Instrumente gültig bis zum 29.12.2023



NEU **ivoclar**
VivaScan Scanner



25% SPAREN BEI DIESEN LAMPEN!



M+W select SUPERLITE COLOR PEN

Technische Daten:
 Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
 Lichtintensität: bis 1.100 mW/cm²
 Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm
 Gewicht Handstück: 100 g
 Akku: Li-Ion Batterie (800 mAh)
 Garantie: Lampe 24 Monate /
 Akku 6 Monate / Lichtleiter keine Garantie

Lieferumfang:
 1 Handstück mit eingebautem Akku,
 1 Ladekabel, 1 Lichtleiter 8 mm,
 1 Blendschutzschild,
 1 Wandhalter aus Kunststoff

weiß	200 000
orange	200 001
lichtgrün	200 002
blau	200 003
lila	200 004
rosa	200 005
grau	200 006
je Stck.	€ 185,00 € 139,00

139,-

M+W select SUPERLITE POWER PEN

Lieferumfang:
 1 Handstück mit eingebautem Akku,
 1 Ladekabel, 1 Lichtleiter 8 mm,
 1 Blendschutzschild,
 1 Handteilerhalter (Kunststoff)

Technische Daten:
 Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
 Lichtintensität: bis zu 1.100 mW/cm²
 Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm
 Gewicht Handstück: 100 g
 Länge Handstück ohne Lichtleiter: 148 mm
 Durchmesser Handstück: max. 25 mm
 Akku: Li-Ionen Batterie (800 mAh)
 Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

silber	200 025
weiß	200 026
schwarz	200 027
je Stck.	€ 229,00 € 169,00



169,-

M+W select SUPERLITE 1300

Technische Daten:
 Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
 Lichtintensität: max. 1.300 mW/cm²
 Wellenlängenbereich: 430 – 490 nm
 Gewicht: Ladegerät 560 g,
 Handstück 245 g
 (inkl. Akku und Lichtleiter)
 Länge Handstück:
 196 mm (inklusive Lichtleiter)
 Maße Ladestation (L x B x H):
 180 x 130 x 66 mm
 Akku: Li-Ion 2200 mAh,
 3,7 V (4.000 Belichtungszyklen)
 Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

Lieferumfang:
 1 Handstück, 1 Ladestation, 1 Akku,
 1 Lichtleiter, 1 Schutzschild
 100 045 | 1 Stck. | € 345,00
 € 258,00

Bleaching Lightguide
 100 046 | 1 Stck. | € 59,50
 € 46,50

4 verschiedene Modi



258,-

ALT GEGEN NEU

VALO™ LED-Polymerisationsleuchten

Technische Daten:

Länge:
VALO™ Corded: 23,5 cm
VALO™ Cordless & Grand: 20,3 cm
VALO™ X: 22,6 cm
Gewicht:
VALO™ Corded: 115 g
VALO™ Grand & VALO™ Cordless:
150 g (ohne Batterien)
VALO™ X: 108 g (ohne Batterien)

Leuchtenkopf: H 11,4 mm, B 13,3 mm
VALO™ X: 14,5 mm, 15,5 mm
Ø Linse:
VALO™ & VALO™ Cordless: 9,8 mm
VALO™ Grand & VALO™ Grand Cordless: 11,7 mm
VALO™ X: 12,5 mm
Wellenlängen-Spektrum: 380 – 515 nm
Garantie: 5 Jahre



ab **699,-***

* bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes



VALO™ Corded

(1 Polymerisationsleuchte mit Kabel ca. 2,13 m,
1 Universal-Netzteil mit Kabel ca. 1,83 m, 1 Handstück-
Halter, 15 Hygieneschutzhüllen, 1 Light Shield):

Schwarz
076 000 | 1 Kit | € 1.275,00
€ 999,00

mit Rückkaufaktion € 699,00*



**€ 300,-
GUTSCHRIFT**
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

VALO™ Cordless

(1 Polymerisationsleuchte, 1 Ladestation inkl. Netzteil,
4 aufladbare Batterien, 1 Handstückhalter,
15 Cordless Hygieneschutzhüllen, 1 Light Shield):

Schwarz
076 010 | 1 Kit | € 1.275,00
€ 999,00

mit Rückkaufaktion € 699,00*



**€ 300,-
GUTSCHRIFT**
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

VALO™ Grand Cordless

(1 VALO Grand LED-Polymerisationsleuchte,
4 Wiederaufladbare Batterien, 1 Batterieladegerät,
1 Ladegerät-Netzteil, 1 Handstückhalter,
15 Hygieneschutzhüllen, 1 VALO Grand Light Shield):

Schwarz
141 592 | 1 Kit | € 1.589,00
€ 1.199,00

Red Rock
343 584 | 1 Kit | € 1.589,00
€ 1.199,00

Midnight
343 583 | 1 Kit | € 1.589,00
€ 1.199,00

Sapphire
643 405 | 1 Kit | € 1.589,00
€ 1.199,00

mit Rückkaufaktion € 899,00*



**€ 300,-
GUTSCHRIFT**
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

VALO™ X NEU

- Hochwertiges Aluminium aus der Luft- und Raumfahrt
- 12,5 mm große Linse deckt jeden Zahn ab
- 12 LEDs
- Einfacher Wechsel zwischen zwei Polymerisations- und Diagnosemodi mit einer Handbewegung oder per Tastendruck
- Flaches, ergonomisches Design; wird nicht warm
- Kabelgebundene oder kabellose Verwendung
- 5 Zubehörlinsen im Lieferumfang enthalten
- 5 Jahre Herstellergarantie

Kit:

1 VALO™ X Polymerisationsleuchte, 1 Batterieladegerät mit 2 aufladbaren Batterien, 5 zusätzliche Linsen, 1 Netzgerät für Batterieladegerät oder Kabeladapter, 1 Kabeladapter, 15 Hygieneschutzhüllen, 1 Handstückhalter, 1 Light Shield

076 020 | 1 Kit | € 1.899,00
€ 1.399,00

mit Rückkaufaktion € 1.199,00*



**€ 200,-
GUTSCHRIFT**
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

1.199,-*

* bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes

S.P.E.C. 3 LED Polymerisationslampe **NEU**

LED Hochleistungspolymerisationslampe mit 3 Modi. Der Standardmodus mit einer Lichtleistung von ca. 1.600 mW/cm² ist ideal für die meisten Composite Aushärtungen. 3K Modus mit einer Lichtleistung bis zu 3.500 mW/cm² für eine besonders schnelle Aushärtung (2 mm in einer Sekunde). Der Ortho Modus härtet die Klammern des gesamten Zahnbogens in 3 Sekunden Intervallen pro Klammer aus. Der leistungsstarke Lithium-Polymer Akku schafft ca. 300 Lichthärtungen in 10 Sekunden. Herstellergarantie: 24 Monate.

Lieferumfang:

- 1 SPEC 3 LED Handstück,
- 1 Lichtleiter Turbo-Tip 8 mm,
- 2 Lichtschilder, 1 Ladestation,
- 100 Schutzhüllen, 1 Netzteil Typ C,
- 1 Augenschutzschild

443 548 | 1 Stck. | € 1.079,00
€ 699,00

-35%



Lichtintensität
3.500 mW/cm²

699,- COLTENE

Bluephase PowerCure

Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill System Kit Spritze:

- 1 Bluephase PowerCure
- 3 g Tetric PowerFill Spritze IVA
- 2 g Tetric PowerFlow Spritze IVA
- 2 ml Adhese Universal System Kit VivaPen
- 30 Aufsteckkanülen
- 20 Schutzhüllen

219 151 | 1 Pckg. | € 1.710,00

€ 1.299,00

mit Rückkaufaktion € 1.049,00*

Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill System Kit Cavifil/Spritze:

- 1 Bluephase PowerCure
- 20 x 0,2 g Tetric PowerFill Cavifils IVA
- 2 g Tetric PowerFlow Spritze IVA
- 2 ml Adhese Universal System Kit VivaPen
- 30 Aufsteckkanülen
- 20 Schutzhüllen

219 150 | 1 Pckg. | € 1.710,00

€ 1.299,00

mit Rückkaufaktion € 1.049,00*

**€ 250,-
GUTSCHRIFT**
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

Lichtintensität
3.000 mW/cm²



1.049,-* ivoclar

* bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes

Starlight pro

Lieferumfang:

- Handstück inkl. Akku
- 8 mm Lichtleiter 45°
- Blendschutz
- Ladegerät
- Netzteil

042 050 | 1 Stck. | € 585,00
€ 429,00

-26%

Technische Daten:
Leistungsdichte: 1400 mW/cm²
(gemessen mit Cure Rite)
Dominante Wellenlänge: 440 – 465 nm
Maße (L x B x H) Ladestation:
96 x 120 x 58 mm
Handstück (L x Ø): 190 x max, 23 mm
Gewicht: Ladestation 555 g,
Handstück 105 g
Netzteil (Ladestation): 100 – 230 V(AC),
50/60 Hz, 15 VA
Netzteil (Handstück): Wiederaufladbarer
Lithium-Ionen-Akku, 3,6 V / 2000 mAh
Lichtquelle: Hochleistungs-LED mit Optik
Lichtleiter: Ø 8 mm, 45°



Lichtintensität
1.400 mW/cm²

429,- KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Bluephase G4

Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Ladegerät
- 1 Netzkabel
- 1 Akku
- 1 Handstückablage
- 1 Lichtleiter 10 mm

191 000 | 1 Stck. | € 1.275,00
€ 949,00

Technische Daten:
Lichtleistung: bis zu 1.200 mW/cm²
Wellenlängenbereich: 385 – 515 nm
Garantie 3 Jahre, auf Akku 1 Jahr

Bluephase G4 + Radiometer

191 001 | 1 Stck. | € 1.450,00
€ 1.089,00

Lichtintensität
1.200 mW/cm²



ab **949,-** ivoclar

3M™ Elipar™ DeepCure

Technische Daten (Handteil):

Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku
Nennspannung 3,7 V
nutzbarer Lichtwellenlängenbereich: 430 – 480 nm
Lichtintensität (zwischen 400 und 515 nm): 1.470 mW/cm²
(unabhängig vom Ladezustand des Akkus)
Lichtaustrittsfläche: 60 – 65 mm² (optisch aktiv)
Maße: Ø 28 mm, L 270 mm
Gewicht inkl. Lichtleiter: 250 g (Version S) bzw. 180 g (Version L)
Garantie: 2 Jahre

3M™ Elipar™ DeepCure-S (Edelstahlvariante)

Lieferumfang:

- Kabelloses Handstück
- Ladestation (230 V)
- Lithium-Ionen-Akku
- 10 mm Lichtleiter
- Blendschutzschild

020 062 | 1 Stck. | € 1.475,00
€ 949,00

3M™ Elipar™ DeepCure-L (Kunststoffvariante)

Lieferumfang:

- Handstück (mit eingebautem Lithium-Ionen-Akku)
- Universalnetzteil mit 5 Adaptern
- 10 mm Lichtleiter
- Blendschutzschild
- 3 Durchhärtescheiben

020 063 | 1 Stck. | € 785,00
€ 499,00

BIS ZU
-37%



3M™ Elipar™ DeepCure-L

3M™ Elipar™ DeepCure-S

ab **499,-** **3M**

Thermaprep® 2 Ofen

Kompatibel mit den Obturatoren

folgender Systeme:
GuttaCore, Thermafil, ProTaper,
WaveOne, GT Serie X
Garantie: 12 Monate

188 650
1 Stck. | € 475,00
€ 395,00



Ofen zur einfachen und sicheren Erwärmung von Thermafil® und GuttaCore® Obturatoren.

- Dreidimensionale Erwärmung
- Leuchtanzeigen und akustische Warnsignale
- Langsam hochfahrende Obturatorhalter
- Reinigungsprogramm

395,-



SmartLite® Pro®

Technische Daten:

Lichtleistung von ~1250 mW/cm²
Wellenlängenbereich Cure Aufsatz: 450 – 480 nm
(Intensitätsmaximum bei ca. 465 nm)
Handstück mit Akku: 120 Gramm

Einführungspackung:

1 Handstück, 1 Cure Tip,
1 Illumination Tip,
2 Akkus, 1 Ladestation mit integriertem Radiometer,
3 Lichtschutzschilder,
Netzteil mit USB-Ladekabel,
100 Schutzhüllen, Gebrauchs-
anweisung, Aushärtungsübersicht
188 088 | 1 Stck. | € 1.589,00
€ 1.249,00

mit Rückkaufaktion € 1.049,00*

Einführungspackung EndoActivator:

1 SmartLite® Pro® Handstück,
1 EndoActivator Aufsatz, 2 Akkus,
1 Ladestation, 1 Zubehör-Box
(Netzstecker, Adapter, USB-Kabel),
Technikkarte, 100 Schutzhüllen,
je 25 EndoActivator Tips small,
medium, medium long
288 090 | 1 Stck. | € 1.150,00
€ 945,00

Nachfüllpackung EndoActivator:

1 EndoActivator Aufsatz,
100 Schutzhüllen, je 25 Tips small,
medium, medium long, Technikkarte
288 091 | 1 Stck. | € 449,00
€ 359,00



SmartLite® Pro® Endo-Resto Kit:

1 Einführungspackung SmartLite® Pro®,
1 Nachfüllpackung SmartLite® Pro®
EndoActivator bestehend aus
1 EndoActivator Aufsatz, 1 Technikkarte,
100 Schutzhüllen, je 25 SmartLite® Pro®
EndoActivator Tips small, medium und large
188 098 | 1 Stck. | € 1.799,00
€ 1.429,00

GEGÜBER EINEM KAUF
DER EINZELKOMPONENTEN
IST IM SMARTLITE® PRO®
ENDO-RESTO KIT DER NEUE
ENDOAKTIVATOR AUFSATZ
UM 50% REDUZIERT!

**€ 200,-
GUTSCHRIFT**

VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES
GÜLTIG BIS 30.11.2023



1.049,-*



1.429,-

* bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes



Radii-Cal CX LED **NEU**

LED-Polymerisationslampe mit einer Lichtleistung von 1.200 mW/cm². Kollimierter Lichtstrahl für tiefere, verlässlichere Aushärtung. Das ergonomische Design minimiert die Ermüdung und maximiert den Komfort des Anwenders. Das Handstück wiegt lediglich 144 g. Softstart-Modus, integriertes Radiometer, lange Akkulaufzeit: 1.200 x 10 Sekunden, die Polymerisationslampe arbeitet in einem Wellenlängenbereich von 440 – 480 nm, 2 Jahre Garantie.

Lieferumfang:
1 Radii-Cal CX LED-Polymerisationslampe,
1 Ladestation, 1 Netzteil,
3 Ersatz-Linsenkappen, Zubehör
459 023 | 1 Kit | € 549,00
€ 419,00

419,-

SDI

D-Light® Pro

Technische Daten:
Wellenlänge: 400 – 480 nm
Lichtintensität: 700 mW/cm²
und 1.400 mW/cm²
Garantie: 2 Jahre

-42%

Lieferumfang:
Handstückhülle und Elektromodul,
Lichtleiter 8 mm, 2 Akkus, Ladestation,
Netzteil, EU-UK-Adapter, fester Augenschutz,
weicher Augenschutz (3 Stck.)
047 002 | 1 Kit | € 1.298,00
€ 749,00



LED-Polymerisationslampe
mit dualer Wellenlänge und
integriertem Erkennungsmodus

749,-

GC

Demi™ Plus

Die Demi™ Plus ist eine LED-Polymerisationslampe (lichtemittierende Diode), die auf unseren Vorgängermodellen aufbaut und auch weiterhin die gleichen bestehenden Merkmale bietet, die der Demi-Polymerisationslampe einen solchen kommerziellen Erfolg beschert haben. Dank der PLS-Technologie wechselt die Demi periodisch von einer beeindruckenden Ausgangsleistung von 1.100 mW/cm² zu einer Höchstleistung von 1.330 mW/cm². Dies ermöglicht der Demi™ Plus eine Aushärtungszeit von nur 5 Sekunden für A3 oder hellere Farbtöne. Das einzigartige Wärmesteuerungssystem von Demetron garantiert eine kühle, durchgehend hohe Leistungsabgabe ohne Überhitzungsgefahr der Pulpa.

Technische Daten:
Lichtleistung: 1.100 – 1.330 mW/cm²
Garantie: 3 Jahre / 1 Jahr auf den Akku

Lieferumfang:
1 Handteil, 1 Ladestation, 1 Akku,
1 Netzteil, 1 Turbo Lichtleiter 8 mm,
1 Schutzschild
036 040 | 1 Pckg. | € 1.290,00
€ 925,00

-28%



Dental-Polymerisationslampe

925,-

Kerr™

Mini L.E.D. Polymerisationslampen

Technische Daten:
Wellenlänge: 420-480 nm
Lichtleistung:
Mini L.E.D. bis zu 1.250 mW/cm² / 3 Programme,
Mini L.E.D. Active bis zu 1.492 mW/cm²,
Mini L.E.D. SuperCharged bis zu 2.000 mW/cm²
Garantie: 2 Jahre auf das Handstück,
1 Jahr auf die Ladestation und das Zubehör,
6 Monate auf die Akkus

Lieferumfang:
1 Ladestation mit Netzstecker,
1 Handstück, 1 Lichtleiter, 1 Blendschutz
Mini L.E.D.
798 050 | 1 Stck. | € 999,00
€ 659,00
Mini L.E.D. Active
798 042 | 1 Stck. | € 675,00
€ 409,00
Mini L.E.D. SuperCharged
798 068 | 1 Stck. | € 1.275,00
€ 859,00



ab **409,-**

acteon

M+W select KAPSELMISCHER

- Zeit im Sekundenschritt wählbar
 - 10 Speicherplätze
 - 4.200 U/Min.
 - 2 Jahre Garantie
- 200 020 | 1 Stck. | € 299,00
€ 249,00



249,-

Silamat S6

Technische Daten:
Maße: H 17 x B 24 x T 23 cm
Garantie: 3 Jahre

091 011 | 1 Stck. | € 690,00
€ 529,00



529,-

ivoclar

3M™ RotoMix™ Rotationsmischgerät

-28%

Technische Daten:
Mischfrequenz: 2.850 Schwingungen/Min.
Zentrifugierfrequenz: 2.950 UpM
Maße (H x B x T): 21 x 18 x 25 cm
Gewicht: 4 kg

020 015 | 1 Stck. | € 899,00
€ 639,00

- Bringt durch Rotationsmischprinzip eine komplett homogene Mischung aus
- Um bis zu 30% verkürzte Mischzeiten (im Vergleich zu 3M™ CapMix™)



639,-

3M

3M™ CapMix™ Universalmischgerät

-33%

Technische Daten:
Mischfrequenz:
4.300 Schwingungen/Min.
Maße (H x B x T): 16 x 19,5 x 19,5 cm
Garantie: 2 Jahre

020 005 | 1 Stck. | € 599,00
€ 399,00

- Für alle Kapselprodukte von 3M™ geeignet
- Schnellverschluss zum einfachen Einlegen und Entnehmen der Kapsel
- Frei programmierbare Mischzeit und direkt anwählbare Festzeiten von (10 und 15 Sek.)
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf



399,-

3M

Silver Mix Kapselanmischer

- Inhalt:
- Silver Mix Kapselanmischer
 - 2 Netzkabel

813 780 | 1 Pckg. | € 349,00
€ 239,00

239,-



-31%

GC

4+1

BEIM KAUF VON 5 NSK INSTRUMENTEN NACH WAHL IST DAS GÜNSTIGSTE IM GESAMTPREIS ENTHALTEN.

(Ti-Max X Hand- und Winkelstücke mit Licht, Ti-Max Z Turbinen, Ti-Max Airscaler mit Licht).
Auslieferung der Instrumenten-Aktionen erfolgt direkt durch Firma NSK.
Bitte geben Sie bei Bestellung „NSK 4+1“ an.

S-Max M Lichtturbinen und S-Max M Hand- und Winkelstücke nicht in der Aktion enthalten.

Bis zu **-51%**

Ti-Max Z Turbinen

Garantie 24 Monate.

Z800KL Mini-Kopf:

für KaVo Multiflex Kupplungen
798 880 | 1 Stck. | € 845,00
€ 655,00

Z800SL Mini-Kopf:

für Sirona Schnellkupplung
798 881 | 1 Stck. | € 845,00
€ 655,00

Z900KL Standard-Kopf:

für KaVo Multiflex Kupplungen
798 882 | 1 Stck. | € 845,00
€ 655,00

Z900SL Standard-Kopf:

für Sirona Schnellkupplung
798 883 | 1 Stck. | € 845,00
€ 655,00

Z890KL Mini-Kopf:

für KaVo Multiflex Kupplung
898 813 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 799,00

Z890SL Mini-Kopf:

für Sirona Kupplung
898 814 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 799,00

Z890WL Mini-Kopf:

für W+H Roto Quick Kupplung
898 815 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 799,00

Z990KL Standard-Kopf:

für KaVo Multiflex Kupplung
898 810 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 799,00

Z990SL Standard-Kopf:

für Sirona Kupplung
898 811 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 799,00

Z990WL Standard-Kopf:

für W+H Roto Quick Kupplung
898 812 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 799,00

NEU



ab **655,-**

Ti-Max Airscaler mit Licht

Garantie: 12 Monate.

Ti-Max Airscaler für KaVo

MULTIFLEX Kupplung S970KL:
1 Airscaler, 1 Drehmomentschlüssel,
je 1 Spitzenaufsatz S1, S2, S3,
1 Tip Cover L (Aufsatzschutz)
159 085 | 1 Set | € 1.025,00
€ 729,00

Ti-Max Airscaler für Sirona

Schnellkupplung S970SL:
1 Airscaler, 1 Drehmomentschlüssel,
je 1 Spitzenaufsatz S1, S2, S3,
1 Tip Cover L (Aufsatzschutz)
159 086 | 1 Set | € 1.025,00
€ 729,00



729,-

NSK

Ti-Max X Hand- und Winkelstücke mit Licht

Garantie 24 Monate.

Winkelstück Ti-Max X95L:

4-fach Spray, 1:5 Übersetzung, FG-Schaft
917 825 | 1 Stck. | € 885,00
€ 598,00

Winkelstück Ti-Max X15L:

1-fach Spray, 4:1 Untersetzung
917 827 | 1 Stck. | € 735,00
€ 525,00

Winkelstück Ti-Max X25L:

1-fach Spray, 1:1 Übertragung
917 826 | 1 Stck. | € 660,00
€ 459,00

Handstück Ti-Max X65L:

1-fach Spray, 1:1 Übertragung
598 844 | 1 Stck. | € 720,00
€ 549,00



ab **459,-**

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:

Rufen Sie uns an unter:
0 60 42 / 88 00 88
Mo, Di, Do 7.30 - 17.30 Uhr
Mi 7.30 - 17.00 Uhr | Fr 7.30 - 15.30 Uhr

App:
heja+
(Apple Store/Play Store)

Online via Web:
www.mwdental.de
www.mwdental.at (Österreich)

Freefax:
00 800 / 88 00 80 01
(Gültig für Deutschland und Österreich)

UNSER SERVICE FÜR SIE:

Ruck-Zuck-Lieferservice
Alles was Sie bis 17.00 Uhr
bestellen, wird am selben Tag
bearbeitet und versendet.



Porto sparen
Ab einem Nettowarenwert von € 150,-
erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

S-Max M Lichtturbinen

Garantie 24 Monate.

Direktanschluss an KaVo Kupplung:

S-Max M800KL Mini-Kopf,
Kopfgröße Ø 10,6 x 12,5 mm
759 015 | 1 Stck. | € 615,00
€ 389,00

S-Max M900KL Standard-Kopf,
Kopfgröße Ø 12,1 x 13,5 mm
759 016 | 1 Stck. | € 615,00
€ 389,00

Direktanschluss an Sirona Kupplung:

S-Max M800SL Standard-Kopf,
Kopfgröße Ø 12,1 x 13,5 mm
759 017 | 1 Stck. | € 615,00
€ 389,00

S-Max M900 SL Mini-Kopf,
Kopfgröße Ø 10,6 x 12,5 mm
759 018 | 1 Stck. | € 615,00
€ 389,00

NICHT MIT 4+1 AKTION KOMBINIERBAR.



389,-

S-Max M Hand- und Winkelstücke

Garantie 24 Monate.

Winkelstück S-Max M95L
mit Licht rot, 4-fach Spray,
1:5 Übersetzung, Keramik-
kugellager, FG-Schaft
698 890 | 1 Stck. | € 698,00
€ 570,00

Winkelstück S-Max M25L
mit Licht blau, 1-fach Spray,
1:1 Übertragung
698 891 | 1 Stck. | € 525,00
€ 335,00

Winkelstück S-Max M15L
mit Licht grün, 1-fach Spray,
4:1 Untersetzung
698 892 | 1 Stck. | € 625,00
€ 375,00

Handstück S-Max M65
ohne Licht blau, 1-fach-Spray,
1:1 Übertragung
698 893 | 1 Stck. | € 380,00
€ 255,00

NICHT MIT 4+1 AKTION KOMBINIERBAR.



ab 255,-

Ti-Max X Luftmotor

- Garantie 24 Monate
- 32.000 LUX
- 360°-Drehgelenk mit Licht
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Rücksaugstopp
- max. Geschwindigkeit: 23.000/min ±10%

Ti-Max X205L mit Licht
134 782 | 1 Stck. | € 820,00
€ 529,00

Typ ISO mit interner
Wasserzufuhr



529,-

NICHT MIT 4+1 AKTION KOMBINIERBAR.

Ti-Max X Chirurgie-Winkelstücke

Garantie 12 Monate.

Ti-Max X-DSG20L 20:1:
mit Doppeldichtsystem, mit Licht
898 077 | 1 Set | € 1.030,00
€ 749,00

Ti-Max X-DSG20 20:1:
mit Doppeldichtsystem, ohne Licht
898 078 | 1 Set | € 820,00
€ 615,00

Ti-Max X-SG20L 20:1:
mit Licht
898 079 | 1 Set | € 980,00
€ 699,00



Ti-Max X-SG20L 20:1

ab 615,-

NICHT MIT 4+1 AKTION KOMBINIERBAR.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN:

Garantie
Sie erhalten stets frische Ware. Die in diesem Katalog gelisteten Artikel sind zu 99% lieferbar. Auslaufprodukte jedoch nur solange der Vorrat reicht.

Preise
Alle angegebenen Preise verstehen sich in € netto, zuzüglich der jeweils landesgültigen MwSt. und sind gültig bis zum 29.12.2023.

Rabatt
Informationen zu unserem Rabatt-System erhalten Sie unter der Telefonnummer: 0 60 42 / 88 00 88

Frachtkosten
Frei Haus-Lieferungen bei Bestellungen ab einem Nettowarenwert von € 150,- innerhalb Deutschlands und Österreichs. Unter einem Nettowarenwert von € 150,- berechnen wir die Versandkosten nach tatsächlichem Aufwand.

Lieferung
Der Versand erfolgt schnellstmöglich per privatem Zustelldienst direkt ab M+W Dental in Bidingen. Lieferungen, auch frei Haus, auf Gefahr des Bestellers. Eventuelle Transportschäden oder Fehllieferungen bitte sofort telefonisch mitteilen.

Mindestbestellwert
Für Ihre Bestellung bei M+W gibt es keinen Mindestbestellwert. Für Kleinbestellungen mit einem Nettobestellwert unter € 40,- (ohne Versandkosten) berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 4,90.

Zahlung
Die Rechnung liegt Ihrer Lieferung bei und ist innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von M+W Dental.

Rückgaberecht
Sie haben innerhalb von 14 Tagen ein Rückgaberecht bei originalverpackter Ware. Das Rückgaberecht gilt jedoch nicht für

Medikamente und Sonderbestellungen. Bitte beachten: Ware transportsicher verpacken, Retourenschein beilegen und ausreichend frankiert zurücksenden.

Erfüllungsort
Erfüllungs- und Gerichtsort ist Bidingen.

Sonstiges
© M+W Dental, Bidingen. Nachdruck aus diesem Katalog, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung nicht gestattet. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Wir sind bemüht, immer aktuelle Fotos im Katalog abzubilden, die Abbildungen sind jedoch nicht verbindlich.

Proxeo Twist Cordless PL-40 HW

Aktionspaket:

- Antriebshandstück
- Kabellose Fußsteuerung
- Handstückablage
- Ladegerät mit Adapter
- Winkelstückaufsatz LatchShort (PL-66 W)
- +144 Prophy-Kelche weich (apfelgrün)

759 013 | 1 Pckg. | € 1.585,00
€ 1.199,00

- Flexibel arbeiten ohne Kabel
- Einfache Drehzahlregulierung mit kabelloser Fußsteuerung
- Optimale Drehzahl für schonendes und effizientes Polieren/Reinigen
- Drei verschiedene Hand- und Winkelstückaufsätze
- Weniger Aerosol durch rotierendes Polieren



1.199,-

AKTION

INKLUSIVE 1 PACKUNG
PROPHY-KELCHE WEICH
(APFELGRÜN) IM WERT
VON € 87,-

Proxeo Twist LatchShort

Aktionspaket:

- 1 Prophylaxe Winkelstück WP-66 W, 4:1
- +144 Prophy-Kelche weich (apfelgrün)

759 009 | 1 Paket | € 586,00
€ 381,00

- Bis zu 4 mm geringere Arbeitshöhe
- Komfortables Druckknopfspannsystem
- Langlebig durch perfekte Abdichtung



381,-

AKTION

INKLUSIVE 1 PACKUNG
PROPHY-KELCHE WEICH
(APFELGRÜN) IM WERT
VON € 87,-

AUSLIEFERUNG ERFOLGT
DIREKT DURCH FIRMA W&H



Synea Fusion Aktionspakete*

-50%
Gegenüber UVP

* Auslieferung erfolgt direkt durch Firma W&H.
nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Aktionspaket 1

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-99LT
759 065 | 1 Paket | € 1.970,00
€ 1.257,00



Aktionspaket 2

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-56LT
759 066 | 1 Paket | € 1.358,00
€ 871,00



Aktionspaket 3

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-66LT
759 067 | 1 Paket | € 1.598,00
€ 1.034,00



Aktionspaket 4

2 x Synea Fusion Handstück HG-43A
759 068 | 1 Paket | € 990,00
€ 634,00



Aktionspaket 5

2 x Synea Fusion Turbine TG-98L
759 069 | 1 Paket | € 1.558,00
€ 987,00



Aktionspaket 6

2 x Synea Fusion Turbine TG-98LM
759 070 | 1 Paket | € 1.558,00
€ 987,00



2 Stück ab
634,-



CLEAN & CLEAR

Nicht nur sauber, sondern rein.

PROFITIEREN SIE ZUSÄTZLICH BEIM KAUF VON MIND. 4 HAND-/WINKELSTÜCKEN VON EINEM GRATIS CLEAN & CLEAR WORKSHOP ZUR PFLEGE IHRER ÜBERTRAGUNGSMINSTRUMENTE.

WEITERE INFOS UNTER:
MWDENTAL.DE/WH-CLEAN-CLEAR



Synea Vision Hand- und Winkelstücke

Schnelllauf-Winkelstück WK-99LT rot:
1:5, 5-fach Spray, Kopf Ø 9,5 mm, FG-Schaft

459 065 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 998,00

Schnelllauf-Winkelstück WK-93LT rot:
1:4,5, 5-fach Spray, Kopf Ø 9,1 mm, FG-Schaft

459 066 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 998,00

Winkelstück WK-56LT blau:

1:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft
459 067 | 1 Stck. | € 885,00
€ 689,00

Untersetzungs-Winkelstück WK-66LT grün:
2:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft

459 068 | 1 Stck. | € 965,00
€ 748,00

Untersetzungs-Winkelstück WK-86LT grün:
8:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft

459 069 | 1 Stck. | € 1.050,00
€ 819,00

Handstück HK-43LT blau:

1:1, 1fach-Spray, Drehspannung mit Verriegelung
459 070 | 1 Stck. | € 849,00
€ 664,00



ab 664,-

Synea Fusion Hand- und Winkelstücke

Schnelllauf-Winkelstück WG-99LT rot:
1:5 Übersetzung, FG-Schaft, mit Licht

359 085 | 1 Stck. | € 985,00
€ 769,00

Winkelstück WG-56LT blau:

1:1 Übertragung, WST-Schaft, mit Licht
359 086 | 1 Stck. | € 679,00
€ 539,00

Winkelstück WG-66LT grün:

2:1 Reduzierung, WST-Schaft, mit Licht
359 087 | 1 Stck. | € 799,00
€ 639,00

Schnelllauf-Winkelstück WG-99A rot:
1:5 Übersetzung, FG-Schaft, ohne Licht

359 088 | 1 Stck. | € 739,00
€ 586,00

Handstück HG-43A blau:

1:1 Übertragung, ohne Licht
359 089 | 1 Stck. | € 495,00
€ 389,00

ab 389,-



Synea Fusion Turbinen

TG-97L:

Mini-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht LED+, Durchzugskraft 16 W bzw. 18 W ab SN-012631

359 080 | 1 Stck. | € 779,00
€ 599,00

TG-98L:

Midi-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht LED+, Durchzugskraft 19 W bzw. 21 W ab SN-028880

359 081 | 1 Stck. | € 779,00
€ 599,00

TG-97LM:

Mini-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht Kompaktglasstab, Durchzugskraft 16 W bzw. 18 W ab SN-002910

359 082 | 1 Stck. | € 779,00
€ 599,00

TG-98LM:

Midi-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht Kompaktglasstab, Durchzugskraft 19 W bzw. 21 W ab SN-007442

359 083 | 1 Stck. | € 779,00
€ 599,00

599,-



Synea Vision Turbinen

TK-97L:

Mini-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht 5-fach Ring LED+, Durchzugskraft 18 W bzw. 21 W ab SN-06030

459 062 | 1 Stck. | € 1.250,00
€ 959,00

TK-98L:

Midi-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht 5-fach Ring LED+, Durchzugskraft 21 W bzw. 24 W ab SN-07939

459 063 | 1 Stck. | € 1.250,00
€ 959,00

TK-97LM:

Mini-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht Kompaktglasstab, Durchzugskraft 18 W bzw. 21 W ab SN-01475

459 060 | 1 Stck. | € 1.050,00
€ 819,00

TK-98LM:

Midi-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht Kompaktglasstab, Durchzugskraft 21 W bzw. 24 W ab SN-02151

459 061 | 1 Stck. | € 1.050,00
€ 819,00

ab 819,-



INSTRUMENTENPAKET MASTER/EXPERT MIX

BEIM KAUF EINES MASTER/EXPERT-INSTRUMENTENPAKETS – BESTEHEND AUS 4 INSTRUMENTEN (MASTER- UND/ODER EXPERT-SERIE) – ERHALTEN SIE EINEN PREISNACHLASS IN HÖHE VON € 400,-

Es können 4 gleiche Hand-/Winkelstücke ausgewählt werden. Köpfe zahlen nur in Verbindung mit einem Unterteil als Instrument. Bitte geben Sie bei Bestellung „KaVo Master/Expert Mix“ an. Duo Pack nicht in der Aktion enthalten.

EXPERTmatic ohne Licht

Garantie 24 Monate.

E25 C rot, 1:5, FG-Schaft
282 848 | 1 Stck. | € 1.159,00
€ 645,00

E20 C blau, 1:1, WST-Schaft
282 849 | 1 Stck. | € 789,00
€ 449,00

E15 C grün, 5,4:1, WST-Schaft
282 850 | 1 Stck. | € 899,00
€ 499,00

E10 C blau, 1:1 Handstück
282 851 | 1 Stck. | € 659,00
€ 369,00



ab **369,-**

EXPERTmatic mit Licht

Garantie 24 Monate.

E25 L rot, 1:5, FG-Schaft
282 845 | 1 Stck. | € 1.434,00
€ 729,00

E20 L blau, 1:1, WST-Schaft
282 846 | 1 Stck. | € 1.045,00
€ 539,00

E15 L grün, 5,4:1, WST-Schaft
282 847 | 1 Stck. | € 1.166,00
€ 629,00



ab **539,-**

EXPERTtorque E680 L

Garantie: 24 Monate.

EXPERTtorque E680 L
282 841 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 689,00



689,-

BEIM KAUF EINES DUO PACKS, BESTEHEND AUS ZWEI GLEICHEN INSTRUMENTEN, SPAREN SIE € 150,- GEGENÜBER DES EINZELKAUFS.

EXPERTtorque E680 L

Duo Pack:
EXPERTtorque E680L, 2 Stck.
282 865 | 1 Pckg. | € 2.449,00
€ 1.228,00



1.228,-

MASTERtorque

Duo Pack:
M9000L, 2 Stck.
282 869 | 1 Pckg. | € 3.248,00
€ 1.748,00



1.748,-

MASTERmatic

Duo Pack:
Schnellaufwinkelstück M25L rot,
1:5, FG-Schaft, 2 Stck.
282 870 | 1 Pckg. | € 3.748,00
€ 1.828,00



1.828,-



INSTRUMENTENPAKET MASTER MIX

BEIM KAUF EINES MASTER-INSTRUMENTENPAKETS – BESTEHEND AUS 3 INSTRUMENTEN –
ERHALTEN SIE EINEN PREISNACHLASS IN HÖHE VON € 400,-

Es können 4 gleiche Hand-/Winkelstücke ausgewählt werden. Köpfe zahlen nur in Verbindung mit einem Unterteil als Instrument.
Bitte geben Sie bei Bestellung „KaVo Master/Expert Mix“ an. Duo Pack nicht in der Aktion enthalten.

MASTERmatic Serie

Garantie 24 Monate.

Schnellaufwinkelstück M25L rot,
1:5, FG-Schaft

182 070 | 1 Stck. | € 1.949,00
€ 989,00

Unterteil M20L blau, 1:1

182 071 | 1 Stck. | € 859,00
€ 465,00

Unterteil M07L grün, 2,7:1

182 072 | 1 Stck. | € 949,00
€ 539,00

Unterteil M29L grün, 7,4:1

182 073 | 1 Stck. | € 1.174,00
€ 649,00

Handstück M10L blau, 1:1

182 074 | 1 Stck. | € 1.229,00
€ 679,00



ab **465,-**

Intra Endo Kopf L3

gelber Punkt, 1:1, für Endo-Handinstrumente,
Griffdurchmesser 3,5-4 mm, 90°-Drehbewegung,
Druckknopfspannung

082 042 | 1 Stck. | € 399,00
€ 259,00

Intra Endo Kopf L53

gelber Punkt, mit Druckknopfspannung, für Wurzelkanal-
instrumente, Winkelstückschaft, 90°-Drehbewegung

082 043 | 1 Stck. | € 399,00
€ 259,00

Intra EVA Kopf L61 G

mit gedämpftem Hub 0,8 mm, für frei drehbare Feilen
(Cavishape, Bevelshape, Proxoshape, Rootshape)

082 045 | 1 Stck. | € 529,00
€ 349,00

Intra EVA Kopf L61 R

mit gedämpftem Hub 0,8 mm, 36 Rasterstellungen
zum Arretieren der Feileneinsätze

082 046 | 1 Stck. | € 619,00
€ 399,00

Intra Kopf L67

grüner Punkt, 2:1

082 041 | 1 Stck. | € 449,00
€ 259,00

Intra Kopf L68

blauer Punkt, 1:1

082 040 | 1 Stck. | € 449,00
€ 259,00



ab **259,-**

MASTERtorque™

Garantie 24 Monate.

Turbinenwinkelstück M9000L
182 899

1 Stck. | € 1.699,00
€ 949,00



949,-

BEIM KAUF EINES DUO PACKS, BESTEHEND AUS ZWEI GLEICHEN INSTRUMENTEN,
SPAREN SIE € 150,- GEGENÜBER DES EINZELKAUFS.

EXPERTmatic mit Licht

Duo Pack:
EXPERTmatic E25 L rot, 1:5,
FG-Schaft, 2 Stck.

282 866 | 1 Pckg. | € 2.718,00
€ 1.308,00

Duo Pack:
E20 L blau, 1:1, WST-Schaft, 2 Stck.

282 867 | 1 Pckg. | € 1.940,00
€ 928,00

Duo Pack:
E15 L grün, 5,4:1, WST-Schaft, 2 Stck.

282 868 | 1 Pckg. | € 2.182,00
€ 1.108,00



ab **928,-**



KAVO
Dental Excellence

VORTEILSPAKET



BEIM KAUF VON EINEM SONICFLEX
QUICK SET SIND **5 WEITERE SONICFLEX-
SPITZEN IM PREIS ENTHALTEN.**

Bitte geben Sie hierfür bei Ihrer Bestellung das Aktionskennwort „Sonicflex-Aktion“
sowie die Artikelnummern der 5 gewünschten Sonicflex-Spitzen an.

VORTEILSPAKET



BEIM KAUF VON EINEM SONICFLEX
LUX 2003 L SET SIND **5 WEITERE SONICFLEX-
SPITZEN IM PREIS ENTHALTEN.**

Bitte geben Sie hierfür bei Ihrer Bestellung das Aktionskennwort „Sonicflex-Aktion“
sowie die Artikelnummern der 5 gewünschten Sonicflex-Spitzen an.

SONICflex quick 2008

Sonicflex Quick 2008 L für KaVo Kupplung,
1 Drehmomentschlüssel, je 1 Scalerspitze
5A, 6A, 7A

513 192 | 1 Pckg. | € ~~1.650,00~~
€ 1.339,00

Sonicflex Quick 2008 LS für Sirona
Kupplung, 1 Drehmomentschlüssel,
je 1 Scalerspitze 5A, 6A, 7A

133 514 | 1 Pckg. | € ~~1.650,00~~
€ 1.339,00



SONICflex LUX 2003

Sonicflex Lux 2003 L, 1 Drehmoment-
schlüssel, je 1 Scalerspitze 5, 6, 7

613 843 | 1 Pckg. | € ~~1.650,00~~
€ 1.339,00



1.339,-

1.339,-

KAVO

Dental Excellence

Hydrim C61 WD G4 Aktionspaket

Kompaktes Reinigungs- und Desinfektionsgerät für bis zu 6 große Kassetten.
Es können bis zu 120 Instrumente in 60 Minuten vollständig aufbereitet werden.
Die validierten Zyklen garantieren ein optimales Reinigungs- und Desinfektions-
ergebnis. Kurze Trocknungszeit durch die Aktivlufttrocknungstechnologie.
Die G4 Technologie ermöglicht eine verlässliche Freigabe der Beladung und
kann sich mit Ihren smarten Geräten oder Computer verbinden, wodurch Sie
einen einfachen Zugriff auf Zyklusdaten, Instandhaltungsinformationen und
Serviceprotokolle haben. Auf Wunsch ist auch ein Fernzugriff durch einen
spezialisierten Techniker möglich.

Technische Daten:
Maße des Gerätes (B x H x T): 598 x 520 x 526 mm
Tiefe bei geöffneter Tür: 829 mm
Gewicht: 44 kg
Garantie: 2 Jahre

Aktionspaket:


- Hydrim C61 WD G4
- 1 LCS Handpiece System
- 1 Centre Support
- 2 Kit 2000 Basket, J
- 1 Lower Trolley
- 1 Vertical Basket
- 4 Adapter Intra
- 3 Adapter Multi, Bar
- 1 Scaler Tip
- 1 HIP Cleaning Solution

643 555 | 1 Stck. | € ~~8.899,00~~
€ 6.499,00

**INKLUSIVE
INSTALLATIONSPAUSCHALE
(ANFAHRT & EINWEISUNG)
IM WERT VON € 550,-**



-27%



6.499,-

Reinigungs- und
Desinfektionsgerät

SciCan

BEIM KAUF VON 3 INSTRUMENTEN NACH WAHL
(PRIME LINE, ECO LINE, PULVERSTRAHLGERÄT) ERHALTEN SIE

15% RABATT!

M+W select ECO LINE HAND-UND WINKELSTÜCKE

Glasablichtleiter (40.000 Lux) mit glatter, chrombeschichteter Außenhülle. Thermodesinfizierbar und autoklavierbar. Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen).

ECO LINE Winkelstück:

LE15L rot, Übersetzung 1:5, FG-Schaft, 200.000 U/min, 3-fach Spray, mit Licht
200 050 | 1 Stck. | € 595,00

LE11L blau, Übertragung 1:1, WST-Schaft, 40.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, mit Licht
200 051 | 1 Stck. | € 419,00

LE21L grün, Untersetzung 2:1, WST-Schaft, 20.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, mit Licht
200 052 | 1 Stck. | € 419,00

ECO LINE Handstück:

LE01 blau, Übertragung 1:1, HP Fräser, 40.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, ohne Licht
200 053 | 1 Stck. | € 265,00



LE15L € 595,- € 505,75*

LE11L € 419,- € 356,15*

LE21L € 419,- € 356,15*

LE01L € 265,- € 225,25*

ab **225,25***

M+W select PRIME LINE TURBINE

Titanbeschichtete Außenhülle 350.000 U/min Lautstärke: max. 55 dB Licht: 40.000 Lux Leistung: 25 Watt 4-fach Spray, Keramikugellager und Hartmetallspannzange Gewicht: 69 g Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm Thermodesinfizierbar und autoklavierbar Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen)

HP21KL für Multiflex Kupplung
200 040 | 1 Stck. | € 695,00

HP21SL für Sirona Kupplung
200 042 | 1 Stck. | € 695,00

HP21WL für W&H Kupplung
200 043 | 1 Stck. | € 695,00

HP21NL für NSK Kupplung
200 041 | 1 Stck. | € 695,00



HP21KL

HP21SL

HP21WL

HP21NL

M+W select ECO LINE TURBINE

Chrombeschichtete Oberfläche 320.000 U/min Lautstärke: max. 62 dB Ausleuchtung über einen Glasfaserlichtstab Leistung: 24 Watt 4-fach Spray, Keramikugellager Gewicht: 63 g Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm Garantie 18 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen)

HE21KL für Multiflex Kupplung
200 045 | 1 Stck. | € 419,00

HE21SL für Sirona Kupplung
200 047 | 1 Stck. | € 419,00

HE21WL für W&H Kupplung
200 048 | 1 Stck. | € 419,00

HE21NL für NSK Kupplung
200 046 | 1 Stck. | € 419,00



HE21KL

HE21SL

HE21WL

HE21NL

ab **590,75***

356,15*

M+W select PULVERSTRAHLGERÄT

GLEICH PASSENDE KUPPLUNG MIT BESTELLEN

Pulverstrahlgerät:

KaVo Anschluss
200 074 | 1 Stck. | € 595,00

Sirona Anschluss
200 075 | 1 Stck. | € 595,00

- Ergonomische, kompakte Form
- 360° RotoGrip®-System
- 24 Monate Garantie
- KaVo und Sirona Anschluss



ab **505,75***

* Sonderpreise ab 3 Instrumenten (Hand- und Winkelstücke, Turbine, Pulverstrahlgerät gemischt)

M+W select LED SCHNELLKUPPLUNG

Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieerweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen).

KaVo QC6016KW 6-Loch, mit Wasserregulierung
200 061
1 Stck. | € 199,00

Sirona QC6016SW 6-Loch, mit Wasserregulierung
200 062
1 Stck. | € 199,00



QC6016KW

QC6016SW

199,-

M+W SELECT LED SCHNELLKUPPLUNG NICHT MIT 15% RABATT AKTION KOMBINIERBAR.

OccluSense®

- Erkennen Sie Frühkontakte bei okklusalen Anpassungen
- Vermeiden Sie Malokklusion bei Suprakonstruktionen auf Implantaten
- Verhindern Sie Kiefergelenkerkrankungen durch balancierte Kau-druckverteilung
- Prüfen Sie die Funktionalität dynamischer Okklusion auf Schienen
- Verbessern Sie die Kommunikation mit Ihren Patienten
- 60µ dünne, flexible Einweg-Drucksensoren erfassen statische sowie dynamische Okklusion
- Rote Farbschicht markiert zusätzlich die Kontaktpunkte auf den Zähnen
- Datenübertragung an OccluSense®-iPad-App per WLAN-Netzwerk

OccluSense® Set:

- OccluSense® Handgerät
- induktives Ladegerät
- 25 OccluSense® Sensoren BK 5025
- OccluSense® Testsensor
- 3 AAA NiMH Akkus
- 1 Schraubendreher IP 6
- Handbuch
- Auslieferung in einem praktischen Koffer

243 612 | 1 Set | € 990,00
€ 899,00



iPad ist nicht im Lieferumfang enthalten

Gerät zur Darstellung von Druckverhältnissen auf Okklusalfächen

899,-

Bausch
WE MAKE OKCLUSION VISIBLE

DIAGNOcam

-18%

Lieferumfang:

- DIAGNOcam Vision Full HD (Kabellänge 2,5 m) zur Stand Alone Verwendung am Laptop oder Computer
- 1 Tip Vision Full HD
- 1 Fluoreszenzhaube Vision Full HD
- 1 Tischablage Vision Full HD
- 100 Einwegschutzhüllen Vision full HD

643 048 | 1 Pckg. | € 4.899,00
€ 3.999,00

NUR SOLANGE VORRAT REICHT.



3.999,-

KAVO

Dental Excellence

Etagenwagen

- Mit 3 Ablageflächen in großzügigen Abständen zum Abstellen von Kleingeräten aller Art
- Mit Steckdose
- Aus verzinktem Metall, pulverlackbeschichtet
- Mit seitlichen Griffen und Kunststoffrollen
- Gesamtmaß 46 x 36 x 79 cm
- Ablagefläche 38 x 28 cm

Lieferzeiten möglich!

-23%

Farbe

Weiß	859 005
Silbergrau	859 006
Blau	859 007
je Stck.	€ 259,00 € 199,00



199,-

Hinweis: Bitte beachten Sie folgende abweichende Rücknahmebedingungen: Rücksendungen sind nur nach Absprache in Originalverpackung, frei Haus und in einwandfreiem Zustand möglich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für diese Produkte ggf. Rücknahmekosten in Höhe von 10 % in Abzug bringen müssen.

Keion wireless Tastatur und Maus

- Desinfizieren und reinigen Sie schnell und unkompliziert
- Echte Scherentasten bieten Ihnen eine ausgezeichnete Taktilität
- Kabellose Version mit Bluetooth und 2,4 GHz-Adapter
- Tastenüberstand: nur 0,5 mm
- Material: 100% Silikon + ABS-Gehäuse
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
- Unterstütztes Betriebssystem: Android, Windows, Mac OSX
- IP-Klassifizierung: IP68 Wasser- und Staubschutz
- Zertifizierungen: CE, IP68, RoHS, EN60601-1-1
- Tastatur: 108 Tasten
- Größe: 44,3*13,1*1,6 cm
- Kapazität der Batterie: 1.000 mAh
- Maus: 3 Tasten Größe: 12*6,5*3,7 cm
- Kapazität der Batterie: 500 mAh

159 012 | 1 Stck. | € 209,00
€ 169,00



Kabellose, medizinische Tastatur mit Maus

169,-

rein medical

Newtron P5XS

Garantie: 2 Jahre.

- Die spezielle Härte der Spitzen entspricht nahezu dem Zahnschmelz
- Automatische Leistungseinstellung und perfekt kontrollierte Vibrationen dank der Newtron®-Technologie
- Der Anwender profitiert vom verbesserten Tastsinn
- Größtes Spitzensortiment mit höherer Wirksamkeit selbst bei niedriger Leistung – für die verschiedensten klinischen Anwendungen

Newtron P5XS:

- Mit Slim B.LED-Handstück (je ein weißer und blauer LED-Ring)
- 5 x 1,5 ml Kit Plaque-Indikator F.L.A.G.
- Autoklavierbarer Universalschlüssel
- 3 Spitzen Nr. 1, 1S, H3
- 300 ml Flüssigkeitsbehälter
- Fest angeschlossener Fußschalter
- Zubehör für die Inbetriebnahme

698 058 | 1 Stck. | € 2.650,00
€ 1.799,00

Handstück Newtron Slim B.LED
weißer LED-Lichtring
243 665 | 1 Stck. | € 825,00
€ 529,00

ÜBER
-35%



Extra Handstück für extra hohe Hygiene

- Ergonomische Form in jeder Griffposition, mit flexiblem Schlauch
- Innenseite aus Titan, dadurch extrem korrosionsfest
- B.LED: Sichtbarmachung von Plaque und hervorragende Ausleuchtung der Mundhöhle
- Der Kopf des Handstücks ist austausch- und autoklavierbar
- 6 Hochleistungs-LEDs
- Zahnerhalt dank perfekter Ultraschallschwingungen und hochwertigen Stahlsitzen
- Schnelle und sichere Identifikation
- Präzise und schmerzfreie Beseitigung des Zahnsteins

1.799,-

acteon

Varios 970

Technische Daten:

Maximale Leistung: 11 W
Abmessungen (B x T x H): 160 x 60 x 80 mm
Gewicht Steuergerät: 2,2 kg
Flaschenvolumen: 400 ml (x 2 Flaschen)

Lieferumfang:

- Steuergerät
- Handstück inkl. Kabel
- Fußschalter
- 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 2 Kühlmittelbehälter à 400 ml + Festwasseranschluss
- Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln

- iPiezo-Steuerlektronik für stabile Leistungsabgabe
- Federleichtes Handstück für alle Indikationen
- Umfassendes Aufsatzsortiment für alle Anwendungsbereiche: Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik
- LED-Lichttechnologie

Ultraschallgerät mit der iPiezo-Technologie



-35%

Sparpaket P5-A:

Varios 970 Lux Komplettsset
+ 2. Varios LED Handstück
143 480 | 1 Stck. | € 2.780,00
€ 1.790,00

Sparpaket P5-B:

Varios 970 Komplettsset
+ 2. Varios Handstück ohne Licht
443 834 | 1 Stck. | € 2.450,00
€ 1.590,00

Cavitron Select SPS

- Patentierte SPS-Technologie zur Stabilisierung der Leistung in allen Leistungseinstellungen
- „Blue Zone“ zum schonenden Arbeiten im reduzierten Leistungsbereich
- „Power Boost“ zur temporären Leistungsverstärkung bei Bedarf
- Frequenz: 30 kHz; für alle 30 kHz Cavitron-Einsätze
- Optionales Arbeiten mit Spüllösungen möglich
- Plug & Play-System (lediglich Stromanschluss erforderlich)
- Sicherer Schutz vor Kreuzkontaminationen durch abnehmbares, autoklavierbares, um 330° drehbares Steri-Mate Handstück (613 119)
- Bis 134 °C autoklavierbar
- Herstellergarantie: 2 Jahre

Cavitron Select SPS

mit Wassertank und Pumpe:

- Steri-Mate Handstück
- Cavitron Powerline 1000
- Fußanlasser
- Netzteil

088 085 | 1 Stck. | € 3.650,00
€ 2.899,00



Transportabler Ultraschall-Scaler für die allgemeine supra- & subgingivale Belagentfernung

AUSLIEFERUNG ERFOLGT DIREKT DURCH FIRMA NSK

ab **1.590,-**

NSK

2.899,-

**HÄGER
WERKEN**

PROPHYflex 4

Prophy Box

- 1 PROPHYflex 4 (Multiflex-Anschluss)
- 80 Sticks PROPHYpearls neutral
- 80 Sticks PROPHYpearls Selection
- 1 Kit Kerr OptiView Small
- 1 Kit Kerr OptiView Standard:

Wave

282 015 | 1 Pckg. | € 1.315,00
€ 949,00

Lime

282 016 | 1 Pckg. | € 1.315,00
€ 949,00

Flamingo

282 017 | 1 Pckg. | € 1.315,00
€ 949,00



Die KaVo Kerr Prophy Box vereint die KaVo Prophylaxe-Lösung mit den passenden Kerr Materialien in einem Paket – für effiziente Prophylaxe

AKTION

BEIM KAUF EINES PROPHYFLEX 4 PERIO KITS SIND 4 FLASCHEN PROPHYFLEX PERIO POWDER À 100 G IM WERT VON € 95,80 IM PREIS ENTHALTEN.

* Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen

Perio Kit:

- 3 perio tip, 1 Adapter perio tip, 1 Schlüssel (zum Aufschrauben des perio tips), 1 Düsenadel, 2 Pulverbehälter, 2 Gummiverschlüsse subgingival (pink), 20 g PROPHYflex Perio Pulver

282 011 | 1 Pckg. | € 339,00
€ 269,00



949,-

KAVO
Dental Excellence

Air-N-Go easy Airpolisher

Technische Daten:

Spül- und Luftdurchflussmenge:
15 ml/Min. (+/- 5 ml/Min.)
max. Luftdruck 3–4 bar
Garantie: 2 Jahre

Lieferumfang:

- 1 Air-N-Go easy Handstück
- 1 Adapter, 1 Supra Düse 120°
- 1 Pulverflasche Classic neutral 250 g
- 1 Air-N-Go easy Kit zur Instandhaltung und Pflege, Quickstart, Quickclean

für KaVo Multiflex Anschluss
559 080

1 Stck. | € 1.250,00
€ 899,00

für Sirona Anschluss
559 081

1 Stck. | € 1.250,00
€ 899,00

899,-

acteon



Dento-Prep

Dento-Prep

inkl. Schnellkupplung und Schlauch
(Bitte zusätzlich entsprechenden Connector mit bestellen)

398 090 | 1 Stck. | € 255,00
€ 195,00

-23%



Mikro-Pulverstrahlgerät

195,-

RÖNVIG
Dental Mfg. A/S

Airsonic Mini Sandblaster

-30%

- Zum Aufräuen der Klebeflächen von Kronen, Brücken, Brackets, Stiften etc.
- Gründlich aufgeraute Klebeflächen für eine optimale Haftung verschiedener Materialien
- Ideal für alle Metalle und Keramiken
- Auch zum Entfernen von Zementresten aus Kronen und Brücken

Airsonic Mini Sandblaster Set:

- Sandblaster, 60° Düse
- 20 g Aluminiumoxid (50 µm)

022 028 | 1 Set | € 299,00
€ 209,00

Handliches Sandstrahlgerät

209,-

HÄGER
WERKEN

Perio-Mate

-32%

Lieferumfang:

- Perio-Mate Gerät (Pulverkammer und Handstück)
- 40 Stck. sterile Einweg-Düsenstippen
- 100 g Flasche Perio-Mate Powder
- 1 Reinigungsset
- 1 Fläschchen Öl
- 1 Ersatz-Pulverkammerdeckel



für KaVo Multiflex Kupplung
459 050 | 1 Stck. | € 1.030,00
€ 699,00

für Sirona Schnellkupplung
459 051 | 1 Stck. | € 1.030,00
€ 699,00

für W&H RotoQuick Kupplung
459 052 | 1 Stck. | € 1.030,00
€ 699,00

699,-

NSK

Prophy-Mate neo

Garantie: 12 Monate.

Lieferumfang:

- Handstück mit 60°- und 80°-Düsen
- Reinigungsbürste
- Draht und Düsendrähle
- 5 x 15 g Sticks FLASHpearl Reinigungspulver
- Pulverbehälterdeckel
- Schraubschlüssel zum Wechseln der Düse



für KaVo MULTIflex Kupplung
598 053 | 1 Stck. | € 875,00
€ 599,00

für Sirona Schnellkupplung
598 054 | 1 Stck. | € 875,00
€ 599,00

für W&H Kupplung
917 020 | 1 Stck. | € 875,00
€ 599,00

599,-

NSK

AIR-FLOW® Handy 2+

Garantie: 12 Monate.

Lieferumfang

- AIR-FLOW® Handy 2+ mit 120° Düse
- Verschlusskappe
- Wartungsset
- 300 g AIR-FLOW®

KaVo anthrazit
698 895 | 1 Stck. | € 920,00
€ 745,00

Sirona anthrazit
698 898 | 1 Stck. | € 920,00
€ 745,00



745,-

EMS⁺

AIR-FLOW® Handy 3.0

Lieferumfang:

- 1 AIR-FLOW® Handy 3.0
- 1 120° Sprayhandstück AIR-FLOW®
- 300 g Flasche AIR-FLOW® Pulver CLASSIC
- 1 Nachfüllvorrichtung AIR-FLOW® Easy Fill 3.0
- 1 Reinigungsvorrichtung AIR-FLOW® Easy Clean
- 1 Wartungsset

KaVo
559 000 | 1 Stck. | € 1.160,00
€ 925,00

Sirona
559 001 | 1 Stck. | € 1.160,00
€ 925,00



925,-

EMS⁺

MyLunos® Set Supra

Zur sanften, effektiven Entfernung von supragingivalen Verfärbungen.

Lieferumfang:

- MyLunos® Pulver-Wasserstrahlgerät inkl. Düse Supra
- Pulverbehälter in Blau mit Ablage
- Lunos® Prophylaxepulver Gentle Clean (180 g)
- O-Ring Set
- Prophylaxekanüle
- Adapterset zur manuellen und maschinellen Aufbereitung

mit KaVo Anschluss
013 005 | 1 Stck. | € 1.529,00
€ 1.199,00

mit Sirona Anschluss
013 006 | 1 Stck. | € 1.529,00
€ 1.199,00

mit NSK Anschluss
013 007 | 1 Stck. | € 1.529,00
€ 1.199,00

1.199,-

DÜRR DENTAL

**BIS ZU
-22%**



iPex II

Komplettset:

- 1 Steuergerät
- 1 Messkabel
- 3 Feilclip
- 3 Lippenhaken
- 3 Mangantrockenbatterien AAA

259 049 | 1 Set | € 870,00
€ 539,00

-38%

Technische Daten:
Stromversorgung: 1,5V AAA-Batterien (LR03 oder R03)
Dauerbetrieb: ca. 60 Stunden
Maße (B x T x H): 60 x 60 x 86,5 mm
Gewicht: 76 g (Steuergerät ohne Batterie)
Garantie: 12 Monate



539,-

NSK

CanalPro™ Jeni

ÜBER -30%

Komplett-Set:

- Steuergerät
- Motor mit Apex Messkontakt
- Winkelstück 1:1
- Bluetooth Fußschalter
- Netzteil
- Apexkabel-Set
- Haltebügel Apexkabel

079 020 | 1 Pckg. | € 3.300,00
€ 2.299,00

Beim Kauf eines CanalPro™ Jeni haben Sie die Möglichkeit, an einer kostenlosen Schulung teilzunehmen.



Digitales Assistenz-System zur Kanalaufbereitung

2.299,-

COLTENE

Dual Pex

Lieferumfang:

- Dual Pex Apex Locator
- 2 Lippenclips
- 1 Tester
- 2 Feilclips
- 1 Messkabel
- 1 Netzteil mit Adapter

150 006 | 1 Pckg. | € 499,00
€ 399,00

- Robustes und kompaktes Design, gut lesbares 3,5" LCD-Farbdisplay
- Präzise Lokalisierung der Feilenposition selbst in trockenen oder feuchten Wurzelkanälen
- Visuelle und akustische Signale in Echtzeit
- Einstellbare apikale Begrenzung (Bezugspunkt)
- Übertragung der Feilenposition auf das Display von Dual Move™



399,-

Dual Move

Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Winkelstück
- 1 Handstückhalterung
- 1 Datenübertragungskabel
- 1 Ladegerät
- 1 Sprühkopf
- 1 Silikonmuffe

150 005 | 1 Pckg. | € 995,00
€ 749,00

- Vorbeugung eines Instrumentenbruchs
- 6 programmierbare Speicherplätze mit Einstellung der Geschwindigkeit, der Rotationsrichtung und des maximalen Drehmoments
- Für alle NiTi-Feilen geeignet
- Zwei Bewegungsmodi: kontinuierliche Rotation oder reziproke Bewegungsrichtung
- Einfache Handhabung, optimale Anpassung an Rechts- und Linkshänder
- Modular, im autonomen Betrieb oder in Kombination mit Dual Pex



COLTENE
MicroMega

749,-

VÖLLIG UNVERBINDLICHER UND KOSTENLOSER TEST
ÜBER DEN COLTENE AUBENDIENST VORAB MÖGLICH!

X-Smart® Pro+ EndoMotor mit integriertem Apex-Locator

NEU

-21%

188 039 | 1 Pckg. | € 2.790,00
€ 2.199,00



Neuer Motor von Dentsply Sirona

NEUER GOLDSTANDARD!



MAILLEFER



Kleines 360°
drehbares
Winkelstück mit
integrierter LED



2.199,-

Dentsply
Sirona



Der perfekte Partner für alle endodontischen Feilensysteme

von Dentsply Sirona und VDW, sowohl im rotierenden als auch im reziproken Modus. Der integrierte Echtzeit-Apex-Locator gibt dem Behandler Sicherheit für eine akkurate Aufbereitung. Die Touchscreen-Benutzeroberfläche bietet einfachen Zugang zu den idealen Einstellungen für die passenden Feilen. Die Einstellungen können selbst gewählt werden und die Firmware ist aktualisierbar, für die Behandlungslösungen von morgen.

Patentierter sensorloser Motor-Steuerung

Kontinuierliche 360°-Rückmeldung der Motordrehzahl, des Drehmoments und der Bewegung sorgen für eine Stabilitätskontrolle.

Dies gewährleistet eine ruhige, stabile und sanfte Feilenbewegung.

Die Feilensysteme von Dentsply Sirona und von VDW bieten in Kombination mit dem X-Smart Pro+ **deutlich bessere Leistung und Sicherheit.***

Integrierter Echtzeit-Apex-Locator mit Dynamic Accuracy-Technologie™

Bietet die gleiche Präzision der Längenmessung während der maschinellen Aufbereitung, wie bei der herkömmlichen Messung mit einer Handfeile.

Kleines 360° drehbares Mini-Winkelstück mit integrierter LED

- Hervorragende Sichtbarkeit & Zugänglichkeit
- Benutzerfreundliche Touchscreen-Oberfläche
- Einfache Navigation mit Handschuhen
- Aktualisierbare Firmware und 3 Jahre Garantie

* Im Vergleich zur Verwendung von ProTaper Ultimate™ und WaveOne® Gold Feilen mit Wettbewerbsmotoren.

Gutta-Smart™

Gutta-Smart™ Kit:

- 1 Flow-Handstück
- 1 Pack-Handstück
- 1 Basisstation
- je 1 Gutta-Smart™ Conform Fit Guttapercha Kartuschen 20G, 23G (je 1 Blister mit 10 Kartuschen)
- 3 Elektrische Hitzepluggen (klein, mittel, groß)
- 1 Gutta-Smart™ Flow-Heizelement
- 1 Kanülenbiegewerkzeug
- 1 Netzwerkadapter
- 4 Steckeradapter (Typ A, C, G, I)
- 2 Verschlusskappen

988 650 | 1 Pckg. | € 2.350,00
€ 1.835,00



1.835,-

Propex Pixi®

Propex Pixi® Apex Locator:

- 1 Ladegerät
- 1 Messkabel lang
- 2 Lippenclips
- 1 Anschlussshaken

188 050 | 1 Pckg. | € 679,00
€ 525,00

Technische Daten:

Maße: 66 x 55 x 18 mm
Gewicht: 55 g
Display-Typ: Farb-LED
Stromversorgung: AAA 1,2 V 1000 mAh NiMH-Akku
12 Monate Herstellergarantie,
für das Zubehör (Kabel, Akku usw.) 6 Monate



525,-

Dentsply
Sirona

GUTTAFUSION® Ofen 230 V

Ofen zur sekundenschnellen Erwärmung von zeitgleich bis zu zwei Obturatoren. Kontrolliert ausführende Obturatorenhalter sowie optische und akustische Signalhinweise ermöglichen einen schnellen Einsatz der GUTTAFUSION® Obturatoren. Der spezielle Reinigungsmodus und das übersichtliche Display sind besondere Merkmale der Benutzerfreundlichkeit.

159 634 | 1 Pckg. | € 495,00
€ 385,00



-22%

Ofen zur sekunden-
schnellen Erwärmung
von zeitgleich bis zu
zwei Obturatoren.

385,-



Raypex® 6

Technische Daten:
Gewicht: 350 g
Maße (B x L x H): 101 x 110 x 27 mm
(ausgeklappt 97 mm)
Akkubetrieb
Garantie: 1 Jahr
Zubehörteile 6 Monate

Raypex® 6 Kit:

- 1 Raypex® 6 Apexlokator
- 1 Messkabel
- 2 Lippenclips
- 2 Feilenklemmen
- 1 Feilenlanzette
- 1 Netzteil
- 1 Prüfstecker für Funktionsprüfung

058 006 | 1 Kit | € 835,00
€ 785,00



High-tech Apexlokator für eine
präzise Längenbestimmung

785,-

MICROCLEAN

Technische Daten:
 Geräte (L x B x H): 175 x 185 x 195 mm
 Behälter: Fassungsvermögen 500 ml,
 Ø 100 mm
 Gewicht: 7 kg
 Netzspannung: 230 V ~50/60 Hz
 Leistung: 200 VA

- inkl. Netzkabel
- Kunststoffbehälter für Glanzobjekte
- 150 g Ecoinox-Nadeln (Glanznadeln lang)
- je 1 Fl. Reinigungsfluid orange (universal) und grün (säurehaltig)
- Haltemagnet
- Pinzette
- Infoaufsteller
- 50 ml-Messzylinder

598 000 | 1 Pckg. | € 939,00
 € 799,00



799,-



SPEEDO-CLEAN

Technische Daten:
 Spannung: 230 V/50/60 Hz
 Leistung: 35 W
 Drehzahl: 1.700 U/Min.
 Gewicht: 2 kg

- inkl. 50 g Poliernadeln
 - 1 l Liquid
 - 1 Magnet
 - 1 Reinigungsbehälter
- 122 954 | 1 Pckg. | € 1.025,00
 € 819,00



819,-



SYMPRO

Technische Daten:
 Spannung: 230 V/50/60 Hz
 Leistung: 35 W
 Drehzahl: 1.700 U/Min.
 Gewicht: 2 kg

- Gerät
 - Pinzette
 - Reinigungsbecher mit Deckel für Gerät
 - Reinigungsbecher mit Deckel für Nachreinigung
 - Haltemagnet
 - Reinigungsnadeln
 - Leitfaden für hygienische Aufbereitung
- 861 920 | 1 Pckg. | € 998,00
 € 795,00

-20%



795,-





1.049,-

Die weltweit stärkste
Polymerisationsleuchte

FlashMax P3

Multifunktional, leistungsstark und sicher: FlashMax P3 ermöglicht die superschnelle Polymerisation von Kompositen mit „Intelligent Automated Functions“ (IAF). Schwenkbar angebrachte Kunststoffansätze sowie die beidseitige Bedienmöglichkeit des ergonomisch geformten Handstücks bieten einen optimalen Zugang zum Behandlungsfeld.

FlashMax P3 Kit:

- FlashMax P3 Handstück
- Halter mit Ladefunktion
- 2 Einweg-Schutzhülsen
- 2 Einweg-Ansätze (Ø 4 mm und Ø 8 mm)
- Schutzschild
- 10 Einweg-Hygienehüllen
- Netzkabel mit Stecker
- Gebrauchsanweisung

159 095 | 1 Kit | € 1.241,80
€ 1.049,00

LOSER & CO
öfter mal was Gutes...



Medicom®

DIGITEST® 3 **Exklusiv bei M+W**

- Mikroprozessor erzeugt sanfte, gepulste Wellenform
- Erzeugt Reaktion unterhalb der Schmerzschwelle des Patienten
- Sondeneinsätze sind autoklavierbar
- Garantie 12 Monate

Lieferumfang:

- 1 Handstück mit installierter 9V Batterie
 - je 1 Sondeneinsatz standard lang, standard kurz, labial, lingual
 - 1 Lippenklemme
- 559 089 | 1 Pckg. | € 559,00
€ 449,00



Elektrischer,
batteriebetriebener
Vitalitätstester



449,-

parkell®

Turbo SENSOR™

Exklusiv bei M+W

-21%

Lieferumfang:

- Turbo SENSOR Basisstation mit Netzanschluss und Wasseranschluss
- 2 autoklavierbare Handstücke (ohne Einsätze)
- 10 Wasserfilter

559 026 | 1 Stck. | € 1.079,00
€ 849,00

849,-

Transportables
Ultraschall-
reinigungsgerät
für die sub- und
supragingivale
Zahnsteinentfernung



Edelstahl Inserts für 30 kHz-Geräte:

Universal

659 074 | 1 Stck. | € 159,00
€ 119,00

Perio

659 075 | 1 Stck. | € 167,90
€ 127,00

gebogen rechts

659 076 | 1 Stck. | € 195,00
€ 147,00

gebogen links

659 077 | 1 Stck. | € 196,00
€ 147,00



ab 119,-

parkell®

Elektrochirurgiegerät MD 62

Technische Daten:

Netzanschluss: 220 – 240 V, 50/60 Hz
 Nennfrequenz: 1.000 kHz
 Impulsfrequenz: 500 kHz
 HF-Ausgangsleistung:
 Stromart Schneiden 50 Watt an 600 Ohm
 Stromart Koagulation 30 Watt an 1.200 Ohm
 Gewicht: 2,8 kg
 Maße (H x B x T): 78 x 200 x 185 mm
 Herstellergarantie: 1 Jahr

Elektrochirurgiegerät MD 62

(ohne Zubehör – dieses bitte separat bestellen)

459 095 | 1 Stck. | € 1.095,00
 € 949,00

Zubehörsatz Handschaltung:

1 smartPen Handgriff mit Taste für 1,6-mm-Elektroden
 (mit KLS Martin-Stecker), 1 Elektroden-Ständer für
 8 Dentalelektroden, je 1 Elektrode Nr. 1, 2, 12, 14, 15, 31,
 100 Reinigungspads für Elektrode

459 093 | 1 Stck. | € 489,00
 € 369,00

Zubehörsatz Fußschaltung:

1 smartPen Handgriff ohne Tasten für 1,6-mm-Elektroden
 (mit KLS Martin-Stecker), 1 Elektroden-Ständer für
 8 Dentalelektroden, je 1 Elektrode Nr. 1, 2, 12, 14, 15, 31,
 1 Einpedal-Fußschalter, (Air, 3 m Kabel),
 100 Reinigungspads für Elektroden

459 094 | 1 Stck. | € 509,00
 € 379,00



Bitte bestellen Sie das Gerät
 wahlweise mit separatem
 Zubehörsatz Handschaltung
 oder Fußschaltung. Die Einweisung
 erfolgt entsprechend
 des MPG für Sie kostenlos.

Das kompakte Elektrochirurgie-Gerät
 mit hohem Sicherheitsstandard

949,-

KLS martin
 GROUP

hf-Surg®

Für skalpellfeine, drucklose Schnitte –
 die Frequenzform ermöglicht das
 Schneiden und das Schneiden mit
 Koagulation zur Blutstillung

- Schnelle und schmerzarme Wundheilung
- Höchstmögliche Funktionalität und Hygiene
- Einfache Bedienung mit analogem Leistungssteller und Umschalter der Wellenform
- Automatische Kennfeldsteuerung der Ausgangsleistung, die Ausgangsleistung wird bei Metallkontakt abgeregelt
- Handstück und Elektroden autoklavierbar bei 134 °C

Technische Daten:

2,2 MHz, max. 50 W
 Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
 Maße (B x H x T): 18,5 x 8,5 x 17,5 cm
 Gewicht: 1,6 kg
 Garantie: 12 Monate

Die Einweisung erfolgt kostenlos
 durch den Hersteller.

hf-Surg®:

- Gerät inkl. Fußschalter
 - autoklavierbarem Handstück
 - Elektrodensatz (4 Stck.: Nr. 1, 2, 13, 15)
 - Neutralelektrode
 - Netzkabel und Medizinproduktebuch
- 022 012 | 1 Stck. | € 1.270,00
 € 999,00



999,-

HÄGER
 WERKEN

Surgic Pro Optic

Technische Daten:

Drehmoment: bis zu 80 Ncm
 Breites Drehzahlspektrum: 200 bis 40.000 U/Min.
 LED-Beleuchtung: 32.000 Lux
 Gewicht: 280 g
 Länge: 81,9 mm
 Garantie: 12 Monate

Aktionspaket:

Surgic Pro optic Standardset mit X-SG20L
 + 1 Winkelstück X-SG20L (20:1) mit Licht
 + 1 Chirurgie Handstück X-SG65L mit Licht

143 680 | 1 Paket | € 5.572,00
 € 3.329,00

Komplettset mit Licht:

- 1 Steuergerät mit AHC
- 1 Mikromotor SGL70M
- 1 Chirurgie Winkelstück Ti-Max X-SG20L mit Licht (20:1 / 80 Ncm)
- 1 Fußschalter
- 5 Kühlmittelschläuche

159 021 | 1 Set | € 3.790,00
 € 2.649,00

BIS ZU
 -40%



ab 2.649,-

NSK

Dynamix speed 2

Dynamisches Anmischgerät

Technische Daten:
Maße (H x B x L):
330 x 190 x 380 mm
Garantie: 2 Jahre

Lieferumfang:
1 Dynamix speed 2 Mischgerät 230 V,
1 Netzkabel mit Schuko-Stecker
042 012 | 1 Stck. | € 1.369,00
€ 999,00
mit Rückkaufaktion € 799,00*



**€ 200,-
GUTSCHRIFT**
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

799,-*

* bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

3M™ Pentamix™ 3

Automatisches Mischgerät

Technische Daten:
Maße (H x B x L):
28 x 2,5 x 28,3 cm
Garantie: 2 Jahre

020 045
1 Stck. | € 1.215,00
€ 799,00



-34%

799,-

3M

3M™ Pentamix™ Lite

Automatisches Mischgerät

Technische Daten:
Gewicht: 6,7 kg
Garantie: 2 Jahre

020 008
1 Stck. | € 660,00
€ 445,00



**BIS ZU
-33%**

445,-

3M

MIGMA 200 Universal-Mischgerät

Technische Daten:
Maße (H x B x T): 305 x 203 x 270 mm
Gewicht: 17 kg
Herstellergarantie: 1 Jahr

Farbe:
Gehäuse – signalweiß
Abdeckung – weißaluminium

Tischmodell inkl. 2 Mischbecher
groß mit Deckel, 1 Spatel
198 004 | 1 Stck. | € 1.650,00
€ 1.415,00



1.415,-

MIKRONA
Swiss Dental Technology

Algimix

- Robustes Gehäuse, wartungsfrei
- Elektronisch gesteuerte, gleichmäßige Rührbewegung mischt Pulver und Flüssigkeit zu einer absolut homogenen, blasenfreien Alginatmasse
- Hochwertiger, langlebiger Anmischbecher aus flexiblem Kunststoff
- Rührgeschwindigkeit in zwei Stufen einstellbar
- Netzspannung: 230 V
- Leistung: 60 W

Algimix Gerät mit Becher und Spatel
022 024 | 1 Stck. | € 635,00
€ 499,00



Alginat-
Anmischgerät

499,-

**HÄGER
WERKEN**

MELaseal 100+

Technische Daten:
 Abmessungen B x H x T (mit Griff):
 Gerät einzeln 41,5 x 15 x 24 cm,
 Gerät mit Rollenhalter
 Standard 41,5 x 15 x 46 cm
 Netzanschluss: 230 Volt – 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: 300 W

MELaseal 100+
 298 793 | 1 Stck. | € 899,00
 € 699,00


Rollenhalter Standard 117
 298 794 | 1 Stck. | € 92,00
 € 74,00

Rollenhalter Komfort 10111,
 verbesserte Ausführung,
 jetzt mit 2 Abstandsscheiben
 398 796 | 1 Stck. | € 145,00
 € 114,00

Rollenhalter Deluxe
 359 084 | 1 Stck. | € 375,00
 € 299,00

699,-

MELAG
 competence in hygiene



MELaseal 200

Technische Daten:
 Schnittstellen: 1x USB Stick,
 1x USB PC Schnittstelle
 Siegelnahtbreite: 10 mm
 Siegelnahtlänge: 275 mm
 Siegelzeit: ca. 3 Sekunden
 Temperaturbereich: 100 – 210°C
 Aufheizzeit: ca. 90 Sekunden
 Stromanschluss: 230 V / 50 / 60 Hz
 Leistungsaufnahmen
 (in Aufheizphase): 300 Watt

MELaseal 200, validierbar
 132 594 | 1 Stck. | € 1.450,00
 € 1.129,00

Rollenhalter Standard 117
 298 794 | 1 Stck. | € 92,00
 € 74,00

Rollenhalter Komfort 10111,
 verbesserte Ausführung,
 jetzt mit 2 Abstandsscheiben
 398 796 | 1 Stck. | € 145,00
 € 114,00

Rollenhalter Deluxe
 359 084 | 1 Stck. | € 375,00
 € 299,00

Validierbar

MELaseal Pro

Technische Daten:
 Maße (B x T x H): 460 x 295 x 155 mm
 Gewicht 11,4 kg
 Schnittstelle: 1x RS 232
 Siegelnahtbreite: 14 mm
 Transportgeschwindigkeit: 8 m/min
 Siegelrand anpassbar: 10 – 35 mm
 Temperaturbereich: 100 – 199 °C
 Aufheizzeit: ca. 120 Sekunden
 Stromanschluss: 230 V / 50/60Hz
 Leistungsaufnahme
 (in Aufheizphase): 365 Watt

MELaseal Pro, validierbar
 259 095 | 1 Stck. | € 2.650,00
 € 2.099,00

Arbeitstisch Komfort
 259 096 | 1 Stck. | € 649,00
 € 549,00


Arbeitstisch Standard
 259 097 | 1 Stck. | € 275,00
 € 229,00

Rollenhalter
 259 098 | 1 Stck. | € 539,00
 € 429,00

Validierbar



Arbeitstisch
Komfort



Rollenhalter
Standard



Rollenhalter
Komfort



Rollenhalter
Deluxe



Arbeitstisch
Standard

1.129,-

2.099,-

Euroseal Valida

Technische Daten:
 Maße (B x H x T): 500 x 315 x 485 mm (standard),
 500 x 420 x 485 mm (mit ausgezogenem Rollenhalter),
 500 x 200 x 485 mm (ohne Rollenhalter)
 Gewicht: 8 kg
 Stromversorgung: 200 – 240 V; 50/60 Hz
 Leistung: 150 W
 Maße Siegelnaht: 12 x 310 mm
 Siegeltemperatur einstellbar zwischen 170 – 200°C

343 401 | 1 Stck. | € 1.275,00
 € 998,00

- Integrierte Dokumentation und Freigabe



998,-

Euroseal Infinity

Technische Daten:
 Maße (L x H x B): 44,5 x 19,8 x 38,5 cm
 Garantie: 2 Jahre

075 745 | 1 Stck. | € 589,00
 € 499,00

Das vernetzte Siegelgerät für die validierte Sterilgutverpackung



499,-

Euroseal

Technische Daten:
 Stromaufnahme: 100 Watt
 Abmessungen (B x T x H): 44 x 47 x 33 cm,
 mit ausgefahrenem Rollenhalter: 43 cm
 Gewicht: 7,1 kg
 Lieferung ohne Folien
 Garantie: 2 Jahre

inkl. Rollenhalter
 075 712 | 1 Stck. | € 665,00
 € 535,00



535,-

Aquadist

Technische Daten:
 Gewicht: 3,5 kg
 Maße (Ø x H): 23 x 36 cm
 Garantie: 2 Jahre

-21%

Lieferumfang:

- Aquadist
 - Kanister, Fassungsvermögen 4 l
 - 6 Aktivkohlefilter
 - 250 g Reinigungspulver
- 075 070 | 1 Stck. | € 315,00
 € 249,00

Aktivkohlefilter, 12 Beutel
 075 071 | 1 Pckg. | € 25,90
 € 19,90

Reinigungspulver, 500 g Dose
 075 072 | 1 Pckg. | € 21,90
 € 19,00



249,-

Einfach destilliertes Wasser herstellen

Eurosonic 3D

Technische Daten:
 Maße: 260 x 220 x 156 mm
 Leistungsaufnahme: 280 Watt
 Garantie: 2 Jahre

075 000
 1 Stck. | € 549,00
 € 398,00

-27%



398,-

Eurosonic 4D

Technische Daten:
 Maße: 335 x 260 x 205 mm
 Leistungsaufnahme: 240 Watt
 Garantie: 2 Jahre

140 095
 1 Stck. | € 810,00
 € 529,00

-35%



529,-

Euronda®

iCare C2

Technische Daten:
Maße (B x T x H): 28 x 24 x 35 cm
Garantie: 12 Monate

Komplettset:

- iCare C2 Pflegegerät
 - Adapter für Spannungszereinigung
 - Stromkabel
 - HP Kopffilter
 - Öl-Sprühschutz
 - Ölfilter-Set
 - 1 l Pflegeöl
 - Einfüllstutzen für Pflegeöl
 - Luftschlauch
- 559 010
1 Set | € 1.898,00
€ 1.299,00



BIS ZU
-32%

QUATTROcare PLUS

Technische Daten:
Garantie: 12 Monate
Gewicht: 10 kg
Maße (B x T x H): 35 x 28 x 38 cm
Druckluftanschluss: 4 – 6 bar
Druckluftverbrauch: ca. 50 NI/Min.

QUATTROcare PLUS 2124 A:

- Pflegegerät mit 4 Pflegekupplungen (1 x Multiflex, 3 x INTRAmatic)
 - 1 Quattrocure Plus Spraydose
 - Druckluftanschluss
 - Zubehör
- 134 694
1 Stck. | € 2.498,00
€ 1.649,00

AKTION

BEIM KAUF EINES QUATTROcare PLUS SIND 6 FLASCHEN QUATTROcare PLUS SPRAY IM WERT VON € 213,- IM PREIS ENHALTEN*.

* Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen



DIE PASSENDEN INSTRUMENTE FINDEN SIE AUF SEITE 8 – 15

1.299,-

NSK

1.649,-

KAVO
Dental Excellence

Foliensiegelgerät hawo hd 260 MS-8

Technische Daten:
Siegelnahtbreite: 8 mm
Siegelnahtlänge: max. 250 mm
Maße (B x T x H): 420 x 300 x 220 mm
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Leistung: 850 Watt (nur während des Siegelns)
Gewicht: ca. 8 kg
Farbe: Gerät weiß, Ablagetisch (optional erhältlich) Edelstahl
Garantie: 1 Jahr

hawo hd 260 MS-8 ohne Ablagetisch
059 770 | 1 Stck. | € 480,00
€ 425,00

Ablagetisch 260 T, B 36 x T 23 cm
059 776 | 1 Stck. | € 41,00
€ 33,20



425,-

hawo

Kompaktsiegelgerät ValiPak Touch

Technische Daten:
Netzanschluss und Frequenz: 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 100 Watt
Stand-by Funktion
Maße (B x T x H): 420 x 360 x 220 mm
Gewicht: 6,6 kg
Siegelnahtlänge: max. 250 mm
Siegelnahtbreite: 10 mm
Siegeltemperatur:
190 °C fix eingestellt bei hd 380, von 100 – 200 °C einstellbar bei hd 480 Stückzähler, PC-Schnittstelle -hd 480 zusätzlich über USB- und Netzwerkschnittstelle (WLAN und Bluetooth adaptiv)
Gewährleistung des Herstellers: 2 Jahre

hd 480 WSI-V ValiPak Touch
159 088 | 1 Stck. | € 1.690,00
€ 1.449,00



1.449,-

hawo

Ultraschallgeräte

-27%

Gerät inkl. Edelstahlkorb und Deckel:

GS 2
045 954 | 1 Stck. | € 272,50
€ 199,00

GS 3
045 960 | 1 Stck. | € 325,00
€ 239,00

GS 4
045 957 | 1 Stck. | € 375,00
€ 279,00



Technische Daten:	GS2	GS3	GS4
Inhalt:	2 l	3 l	4 l
Arbeitsfrequenz:	35 kHz	35 kHz	35 kHz
Schallgeber:	2 Schallgeber	3 Schallgeber	4 Breitband Schallgeber
Leistungsaufnahme:	250 W	420 W	460 W
Heizleistung:	150 W	300 W	300 W
Wannenabmessung (L x B x H):	230 x 150 x 80 mm	238 x 138 x 100 mm	300 x 150 x 100 mm
Außenabmessung (L x B x H):	260 x 150 x 205 mm	265 x 160 x 235 mm	330 x 150 x 100 mm
Garantie:	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr

ab 199,-

qteck[®] GmbH

BioSonic UC 150

Bewährte Funktionen & Vorteile:

- Maximierte Arbeitsfläche
- USB-Schnittstelle
- Edelstahltank
- Gebaut für Langlebigkeit
- Mehrere Beladungsoptionen
- Handschuhfreundliches Touchscreen Display
- Heizfunktion
- Klappdeckel mit Auf-/Zu-Erkennung
- Effizientes Entleerungs-System

Lieferumfang:

- 1 x Ultraschallreinigungsgerät mit Display und Deckel
- 1 x Netzkabel
- 1 x Kassettenkorb
- 1 x Abflussschlauch
- 1 x Muster Reinigungslösung
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Anleitung Schnellstart
- 1 x Dichtung für Einbauversion
- 1 x Einbauschablone

243 277 | 1 Stck. | € 1.515,20
€ 979,00

Ultraschall-Reinigungssystem

COLTENE

979,-



Bei Bestellungen »AKTIONSKATALOG« angeben.

Sonorex

Sonorex DIGITEC

Technische Daten:	DT 255 H	DT 102 H
Maße Schwingwanne (L x B x T):	300 x 150 x 150 mm	240 x 140 x 100 mm
Inhalt:	5,5 l	3,0 l
Schwingsystem:	2 PZT-Großflächen-Schwingsysteme	3 PZT-Großflächen-Schwingsysteme
Ultraschall-Spitzenleistung:	640 W	480 W
HF-Leistung:	160 W	120 W
Frequenz:	35 kHz	35 kHz
Heizung:	280 W	140 W
Außenmaße (L x B x H):	325 x 175 x 295 mm	260 x 160 x 250 mm
Garantie:	2 Jahre	3 Jahre Langzeitgarantie

DT 255 H inkl. Ablaufkugelhahn, ohne Zubehör

092 923 | 1 Stck. | € 1.290,00
€ 1.049,00

DT 102 H inkl. Ablaufkugelhahn, ohne Zubehör

092 924 | 1 Stck. | € 1.190,00
€ 865,00



Sonorex Super RK 31

Technische Daten:
Ultraschall-Spitzenleistung: 160 W
HF-Leistung: 40 W
Breitstrahl-Schwingsystem
0,9 l-Schwingwanne, innen (L x B x H):
190 x 85 x 60 mm
Edelstahlgehäuse tropfwassergeschützt
Außenmaße (L x B x H):
205 x 100 x 180 mm, 1,8 kg
Garantie: 2 Jahre

Sonorex Super RK 31

092 904 | 1 Stck. | € 319,00
€ 245,00



Sonorex Super RK 102 H

Technische Daten:
Ultraschall-Spitzenleistung: 480 W
HF-Leistung: 120 W
Heizleistung: 140 W
mit Heizung 30 – 80 °C,
regelbar durch Thermostat
Kugelhahn- und Ablaufschlauch
und Zeitgeber (1 – 15 Min.)
Innenmaße: 240 x 140 x 100 mm
Garantie: 3 Jahre

RK 102 H inkl. Ablaufkugelhahn, ohne Zubehör

092 901 | 1 Stck. | € 1.029,00
€ 799,00



BANDELIN

Ultraschall seit 1955

ab 245,-

SciCan STATIM® 6000B G4+ Vakuum Autoklav

- Kleines Gerät, große Leistung
- Praktische Optionen für automatische Befüllung und Entleerung
- Programmierbar – arbeitet gemäß Plan
- Intelligente Funktionen für automatisierte Abläufe
- Konnektivität und Datenprotokollierung mit der G4+ - Technologie

Die Aufstellung und Einweisung wird direkt vom Hersteller vorgenommen und ist im Preis enthalten.



STATIM® B G4+
459 059 | 1 Stck. | € 4.959,00
€ 3.199,00

3.199,-

STATIM® 2000 G4 Kassetten-Autoklav

- Eine komplette Lösung: kurze Zykluszeiten und schnelle Trocknung durch die spezielle STATIM Dri-Tec Trocknungstechnologie
- Innovatives Design, mit einer Kassette als komplett entnehmbare Sterilisationskammer, ermöglicht schnelles Aufheizen und Abkühlen
- Konform mit EN 13060 & bietet reproduzierbare Sterilisationsergebnisse, die validiert werden können
- Konnektivität und Datenprotokollierung durch die G4 - Technologie

Die Aufstellung und Einweisung wird direkt vom Hersteller vorgenommen und ist im Preis enthalten.



BIS ZU
-37%
STATIM® 2000 G4
459 058 | 1 Stck. | € 4.589,00
€ 2.899,00

Kurze Zykluszeiten,
schonend, zuverlässig
und smart

2.899,-

STATMATIC smart

Technische Daten:
Maße (B x H x T): 280 x 346 x 300 mm
Gewicht: 7,3 kg
Nennspannung: 100 – 230V
Nennfrequenz: 20/60 Hz
Nennleistung: max. 45VA
Schutzklasse: 1
Umgebungstemperatur: 5.35 °C
Schallpegel: 60 (65) dB (A)
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %
Luftdruck: 4,5 – 6 bar
Luftverbrauch: 40 l/min
Druckluftqualität:
Restölgehalt max. 0,1 mg/m³
Reststaubgehalt max. 1 µm, max. 0,1 mg/m³
Restwassergehalt max. 0,1 g/m³ at -40 °C

Einweisung und/oder Probeaufstellung durch Firma SciCan.

-23%

Typ 2:
2 feste, motorisierte INTRmatic Adapter,
1 Station für einen Turbinenadapter
459 088 | 1 Stck. | € 3.399,00
€ 2.599,00

Typ 3:
3 feste, motorisierte INTRmatic Adapter
459 089 | 1 Stck. | € 3.599,00
€ 2.699,00

BRAVO™ G4 Kammerautoklav

Instrumente werden innerhalb von 33 Minuten sterilisiert und getrocknet. Der 17-l und 22-l Autoklav kann mit 3 Kassetten oder 5 Trays und der 28-l mit 4 Kassetten oder 6 Trays beladen werden.

Technische Daten:
Maße: 60 x 48 x 45 cm
Erforderliche Abstände: 2 x 2 x 7 cm
PRV-Wert: 2,4 bar
Elektrische Nennwerte: 220 – 240 V ~ 50 Hz, 10A, 220 – 240 V ~ 60 Hz, 10A
Nennleistung: 2300 W
Gewicht (ohne Wasser): 17-l – 51 kg, 22-l – 52 kg, 28-l – 53 kg
Max. Wasserverbrauch: 17-l – 600 ml/Zyklus, 22-l – 750 ml/Zyklus, 28-l – 950 ml/Zyklus

Die Auslieferung erfolgt direkt durch den Hersteller. Die Einweisung durch SciCan ist im Preis enthalten.

17-l
759 090 | 1 Stck. | € 5.379,00
€ 3.199,00
22-l
759 091 | 1 Stck. | € 5.999,00
€ 3.499,00
28-l
759 092 | 1 Stck. | € 6.749,00
€ 4.099,00

- SICHER**
Zur Chargendokumentation und Rückverfolgbarkeit werden alle Reinigungszyklen automatisch aufgezeichnet und können über den mitgelieferten USB-Stick einfach auf den Computer übertragen werden.
- LEISTUNGSSTARK**
Äußerst wirkungsvoll gegen Verschmutzungen, aber schonend zu den Instrumenten. Ideale Pflege zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer der Instrumente.
- WIRTSCHAFTLICH**
Bei den automatischen Prozessen werden Reiniger und Öl exakt und sparsam dosiert, sodass Dosierfehler und Kosten reduziert werden können.

- NUTZERFREUNDLICH**
Das optimal aufgeteilte Display des STATMATIC smart zeigt Programminformationen an und ermöglicht eine einfache Bedienung.
- PLATZSPAREND**
Durch sein kompaktes Design spart der STATMATIC smart wertvollen Platz in Ihrem Aufbereitungsraum. Zudem können der USB-Stick und Testadapter praktisch und platzsparend unter der Abdeckung direkt im Gerät aufbewahrt werden.
- FLEXIBEL**
Vier verschiedene Reinigungs- und Pflegeprogramme bieten Flexibilität und können somit den unterschiedlichen Ansprüchen von Instrumenten und Praxen, sowie deren individuellen Abläufen, entsprechen. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine separate Düse für die Pflege der Spannzange.

- Intelligente und effiziente Funktionen**
Effiziente Zyklus-Zeiten: Instrumente werden innerhalb von nur 33 Minuten sterilisiert und getrocknet. Die Funktion "verzögerter Start" ermöglicht die zeitliche Programmierung der Zyklen. Eine nützliche Funktion, z.B. für Testzyklen.
- Verschiedene Befülloptionen**
Mehrere Optionen zum Befüllen und Entleeren, u. a. manuelles Befüllen von oben und vorne, sowie automatische Befüllen und Entleeren durch die Anschlüsse auf der Rückseite.
- Flexibles Design**
Mit 17-l, 22-l oder 28-l Kammergröße bietet der BRAVO G4 genügend Kapazität, um den Anforderungen von Praxen jeder Größe gerecht zu werden.
- G4 - Technologie**
Bietet eine verlässliche Freigabe der Beladung am Gerät, automatische Dokumentation und Datenspeicherung. Übermittelbar und ermöglicht Zugriff auf Zyklusdaten und Wartungsinformationen.
- EN 13060 - konform**
Bietet reproduzierbare Sterilisationsergebnisse, die validiert werden können.



ab **2.599,-**

SciCan

ab **3.199,-**

-25%

M+W select SENSORSPENDER 1000

Technische Daten:
Maße (H x B x T): ca. 362 x 112 x 123 mm

Lieferumfang:

- Batterie-Set
- Universal-Schlauchpumpe und Adapter-Set mit Ein- und Ausdrehhilfe sowie keimarmen Flaschenbelüftung

100 785 | 1 Stck. | € 159,00
€ 119,00

Netz-Adapter

159 742 | 1 Stck. | € 24,00

119,-

MINISTAR S

Technische Daten:
Maße (B x H x T): 500 x 210 x 400 mm
Leistung: 230 V, 750 W
Arbeitsdruck: 0,5 – 4,0 bar
Gewicht: 9,0 kg
Garantie: 3 Jahre

Druckformgerät

366 951 | 1 Stck. | € 1.980,00
€ 1.548,00

1.548,-



2.998,-

BIOSTAR

Technische Daten:
Maße (B x H x T): 450 x 230 x 260 mm
Leistung: 230 V / 750 W
Arbeitsdruck: 0,5 – 6,0 bar
Gewicht: 14 kg
Garantie: 3 Jahre

Drucktopfgerät

366 999 | 1 Stck. | € 3.890,00
€ 2.998,00



Presto Aqua II/Lux

Presto Aqua II
199 956 | 1 Stck. | € 1.490,00
€ 998,00

Presto Aqua Lux
199 996 | 1 Stck. | € 1.850,00
€ 1.238,00



ab **998,-**

Ultimate XL

Compact Tischgerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Compact, Handstückablage
und Fußanlasser

299 991 | 1 Set | € 1.350,00
€ 879,00

Compact Fußsteuergerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Compact und Handstückablage

299 998 | 1 Set | € 1.350,00
€ 879,00

Compact Knieanlasser:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Compact und Handstückablage

299 999 | 1 Set | € 1.350,00
€ 879,00

Compact Tischgerät/Turmmodell:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Compact, Handstückablage und
Fußanlasser

443 652 | 1 Set | € 1.280,00
€ 879,00

Motor-Handstück Compact UMXLC
299 988 | 1 Set | € 720,00
€ 479,00

Torque Tischgerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Torque, Handstückablage
und Fußanlasser

299 989 | 1 Set | € 1.590,00
€ 1.049,00

Torque Fußsteuergerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Torque und Handstückablage

299 986 | 1 Set | € 1.590,00
€ 1.049,00

Torque Knieanlasser:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück
Torque und Handstückablage

299 985 | 1 Set | € 1.590,00
€ 1.049,00

Torque Tischgerät/Turmmodell:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück Torque,
Handstückablage und Fußanlasser

299 984 | 1 Set | € 1.590,00
€ 1.049,00

Motor-Handstück Torque UMXLT
299 987 | 1 Set | € 755,00
€ 519,00

Technische Daten:	Torque Version	Compact Version
Drehzahl:	1.000 – 50.000 U/min	1.000 – 50.000 U/min
Max. Drehmoment:	8,7 Ncm	6,0 Ncm
Handstück:	151 cm x Ø 29 mm	144 cm x Ø 27 mm
Gewicht Handstück:	219 g	181 g
Kabellänge:	2 m	2 m
Garantie:	1 Jahr	1 Jahr

BIS ZU
-35%

- Kollektorloser Mikromotor
- Drehzahlbereich: 1.000 – 50.000/min
- Leichtes, ergonomisches Handstück
- Exzellente Laufeigenschaften
- Patentierter Staubschutzmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Auto-Cruise-Funktion



Leistungsstark,
präzise und
komfortabel



WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE ONLINE UNTER MWDENTAL.DE

ab **879,-**

NSK

A-dec 521 Zahnarzt-Arbeitsstuhl

Arbeitsstühle, die eine gesunde Körperhaltung unterstützen. Die A-dec 500 Arbeitsstühle wurden so gestaltet, dass sie sich an Ihren Körper anpassen und sich mit ihm bewegen.

Dynamischer Sitz – alles an ihm wurde nur zu einem Zweck konzipiert:

Komfort und Unterstützung. Leicht zugängliche Handgriffe vervollständigen die Anpassungsmöglichkeiten. Hiermit können Sie den Arbeitsstuhl so einstellen, dass Sie den ganzen Tag über eine ergonomisch gesunde Körperhaltung behalten. Flüsterleise Laufrollen.

Vier Einstellmöglichkeiten:

Sitzneigung, Sitzhöhe, Rückenlehnenneigung, Rückenlehnenhöhe.

Ultimativer Komfort
und optimaler Halt

1.290,-



Zahnarzt-Arbeitsstuhl 521:

kleiner Zylinder
859 045 | 1 Stck. | € 1.290,00

großer Zylinder
859 046 | 1 Stck. | € 1.290,00

Armlehne für Zahnarzt-Arbeitsstuhl 521
859 047 | 1 Stck. | € 590,00

Bei Bestellung bitte die Farbnummer angeben.

Zur Auswahl der richtigen Stuhlhöhe messen Sie von der Hüfte bis zu den Füßen: weniger als 86,36 cm – Zylindergröße: klein mehr als 86,36 cm – Zylindergröße: groß

Der Stuhl wird ohne Armlehne geliefert. Zusätzliche Option „Armlehne“. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung zusätzlich die Art.-Nr. 859 047 mit an.

Hinweis: Die Stühle werden auftragsbezogen produziert und sind von einer Rücknahme ausgeschlossen. Die Lieferung erfolgt direkt ab Hersteller. Es fallen zusätzlich Versandkosten an.



A-dec 522 Assistenten-Arbeitsstuhl

Die A-dec 500 Arbeitsstühle wurden so gestaltet, dass sie sich an Ihren Körper anpassen und sich mit ihm bewegen.

Dynamischer Sitz – alles an ihm wurde nur zu einem Zweck konzipiert:

Komfort und Unterstützung. Leicht zugängliche Handgriffe vervollständigen die Anpassungsmöglichkeiten. Hiermit können Sie den Arbeitsstuhl so einstellen, dass Sie den ganzen Tag über eine ergonomisch gesunde Körperhaltung behalten. Flüsterleise Laufrollen.

Vier Einstellmöglichkeiten:

Sitzneigung, Sitzhöhe, Rückenlehnenneigung, Rückenlehnenhöhe.

Dynamisches Sitzsystem
mit einzigartigen
Performance-Zonen

1.490,-



Assistenten-Arbeitsstuhl 522

859 048 | 1 Stck. | € 1.490,00

Rückenlehne für Stuhl 522
859 049 | 1 Stck. | € 590,00

Fußstütze für Stuhl 522
859 050 | 1 Stck. | € 390,00

Bei Bestellung bitte die Farbnummer angeben.


Zusätzliche Option „Rückenlehne“ und „Fußstütze“ möglich. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung zusätzlich die Rückenlehne Art.-Nr. 859 049 und/oder Fußstütze Art.-Nr. 859 050 mit an.

Hinweis: Die Stühle werden auftragsbezogen produziert und sind von einer Rücknahme ausgeschlossen. Die Lieferung erfolgt direkt ab Hersteller. Es fallen zusätzlich Versandkosten an.



Röntengeräte von




 ACTEON
**Caring People.
 Improving Lives.**



Digitales Panoramaröntgensystem (OPG), 220 – 240 V mit einem CCD Pan 2D-Sensor für Panoramabildgebung

- 24 Erwachsenen- und Kinderprogramme
- Innovative Wandmontage
- face-to-face Positionierung
- Das leichteste Gerät auf dem Markt
- Installation durch einen Techniker innerhalb einer Stunde

Exzellente Röntgenbilder – schnell, sicher und strahlenreduziert

Modernes Röntgensystem mit patentiertem ACE- Strahlendosis-Management, einer konstanten und individuell anpassbaren Spannung und Stromstärke sowie dem kleinsten Brennfleck seiner Klasse – für aussagekräftige Aufnahmen mit geringer Strahlenbelastung.

Digitalsensor für mehr Arbeitskomfort und weniger Strahlenbelastung

- High-Tech Sensor mit 1,5 Mio. Pixel CMOS- + GADOX-Faseroptik
- Realer Auflösung von >12 Linienpaaren und exklusiver ACE-Technologie („Automatic Control Exposure“) zur Vermeidung von Überbelichtung
- Dank der neuen Plug-in Dock kann der Sensor am Röntengerät ausgetauscht werden

X Mind Prime PAN 2D extraorales Röntngerät
AIS Software (5 Lizenzen), kompatibel mit allen bildgebenden 2D Systemen der ACTEON® Imaging Suite. Elektronische Installations- und Gebrauchsanweisung, 2 Jahre Standardgarantie. Nicht im Lieferumfang enthalten: Workstation PC und Monitor.

€ 24.575,-

X Mind Unity intraorales Röntngerät
Komplett mit Röntgenkopf, Soft Positionierer und Timer

€ 5.723,-

SOPIX Plug-In-Size 1 (inkl. Dock)
1 Sensor mit Kabel, Kabellänge 0,70 m, 10 Schutzhüllen, 1 Dock mit USB2 Verlängerung 5 m und Sensorhalter

€ 5.617,-

3-in-1 Bundle: € 19.998,-

Sie sparen € 15.917,-

➤ Sie sind Interessiert an den Produkten der Firma Acteon oder unserem Aktionsbundle? Unsere Spezialisten erreichen Sie für Rückfragen unter:

Tel. 0 15 20 / 6 19 49 86



A-dec 200 Air

damit Ihnen die Luft in der Prophylaxe nicht ausgeht!


Vorteile des Luftantriebs

- Deutlich geringere Reparaturkosten
- Perfekte Kraftentfaltung bei richtiger Übersetzung
- Einfache Technik, keine Abhängigkeit zum Hersteller der Behandlungseinheit „Freiheit“

Weltweit die meist eingesetzte Technologie!



Abbildung enthält Sonderausstattung, die nicht im Angebotspreis enthalten sind.



inkl. 371 A-dec LED-Leuchte

ab € 16.990,-

zzgl. gesetzliche MwSt.

Mehrpriis Zusatzausstattung / Arztelement:

Luftmotor Ti-Max X 205L
• mit Licht

€ 495,-



LED-Kupplung

• für KaVo MULTiflex LUX

€ 195,-



Patientenstuhl

• genähtes Polster/Louge Polster

€ 1.090,-



Dürr Dental Amalgamabscheider CAS 1

€ 2.900,-

Dürr Dental Mundspülbeckenventil

€ 1.090,-

Alternativ

A-dec 200 Elektro

NSK Elektro Motor und ACTEON Piezo ZEG

Paket Elektro bestehend aus:

- 1 x A-dec/NSK elektr. Mikromotoren NLZ
- 1 x Acteon Newtron LED ZEG



inkl. 371 A-dec LED-Leuchte

ab € 20.990,-

zzgl. gesetzliche MwSt.



BRANDNEU BEI **M+W Dental**
a+dec 300 Radius Behandlungseinheit

A-dec 300 Radius
 Höchste Zuverlässigkeit
 zum günstigen Preis!

- **Höchste Zuverlässigkeit**
5 Jahre Garantie
- **Intelligente Ergonomie**
Unübertroffene Zugänglichkeit für Sie bei maximalen Komfort für Ihre Patienten. Wechseln Sie ganz einfach, in Sekunden, zwischen Links- und Rechtsbetrieb
- **Hydraulischer Patientenstuhl**
Belastung bis zu 1 Tonne getestet
10 Jahre Garantie auf Hubzylinder
- **LED Leuchte**
Optimale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes
- **Perfekte Hygiene**
Maximale Sicherheit durch Bottle System
- **Polsterfarben frei nach A-dec Polstermuster auswählbar**



Abbildung enthält Sonderausstattung, die nicht im Angebotspreis enthalten sind.

inkl. 372L A-dec LED-Leuchte
ab € 19.900,-
zzgl. gesetzliche MwSt.

**Ideal für
 Rechts- und
 Linkshänder
 Behandler*innen**

■ **Paket Elektro bestehend aus:**

- 2 x A-dec/NSK elektr. Mikromotoren NLZ
- 1 x Acteon Newtron LED ZEG

Paketpreis

€ 5.900,-



Sie sind interessiert an A-dec Behandlungseinheiten?
 Sie wollen sich selbst von der Qualität und Anmutung des Weltmarktführers überzeugen?
 Gerne empfangen wir Sie persönlich in unserer Ausstellung.

Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin mit unseren Beratungsspezialisten unter 0151 / 70 669 393 – wir sind nur einen Telefonhörer von Ihnen entfernt.

NEU



80 Tücher
6,-

M+W select WET WIPES FLOWPACK

Gebrauchsfertige, alkoholreduzierte Desinfektionstücher (25 x 25 cm) für die Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und wischbaren Flächen. Hervorragende Materialverträglichkeit. Im praktischen Flowpack zum wiederverschließen. Breites Wirkungsspektrum und schnelle Wirksamkeit. Neutraler Duft.

Gropa, 6 x 80 Tücher
 100 718 | 1 Pckg. | **€ 45,00**
€ 36,00

Hinweis: Biozidprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

BRANDNEU BEI **M+W Dental**
a|dec 500B Radius Behandlungseinheit

A-dec 500B Radius

Eine Legende neu definiert!
 Die beste A-dec Einheit, die es je gab!

- Erfüllung höchster Ansprüche
- Extreme Stabilität und Zuverlässigkeit
- Moderne Technik und intelligente Einfachheit
- Eleganz und Langlebigkeit
- Geeignet für Patienten bis zu einem Gewicht von 227 kg
- Polsterfarbe frei nach A-dec Polstermuster auswählbar uvm.

Ideal für
 Rechts- und
 Linkshänder
 Behandler*innen



inkl. 572 A-dec
 LED-Leuchte
ab € 31.900,-
zzgl. gesetzliche MwSt.

Abbildung enthält Sonderausstattung,
 die nicht im Angebotspreis enthalten sind.

Paket Elektro bestehend aus:

- 2 x A-dec/NSK elektr. Mikromotoren NLZ
- 1 x Acteon Newtron LED ZEG

Paketpreis

€ 5.900,-



Mehrpreis Zusatzausstattung / Arztelement:

Patientenstuhl

- genähtes Polster/Louge Polster **€ 1.090,-**

Dürr Dental Amalgam- abscheider CAS 1

€ 2.900,-

Dürr Dental Mundspül- beckenventil

€ 1.090,-



Sie sind interessiert an A-dec Behandlungseinheiten?
 Sie wollen sich selbst von der Qualität und Anmutung des Weltmarktführers überzeugen?
 Gerne empfangen wir Sie persönlich in unserer Ausstellung.

**Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin mit unseren Beratungsspezialisten
 unter 0151 / 70 669 393 – wir sind nur einen Telefonhörer von Ihnen entfernt.**



TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

M+W select EASY-FIRE **NEU**

Der kleinste und platzsparendste Keramikbrennofen für Zahnärzte und Dentallabore. Mit dem EASY-FIRE lassen sich ganz schnell und unkompliziert Keramikarbeiten farblich charakterisieren oder glasieren. Durch die grazile und leichte Bauweise ist das Gerät ebenfalls bestens dafür geeignet um direkt vor Ort schnelle Farb-/Korrekturbrände vorzunehmen. Es wird keine Vakuumpumpe benötigt. Leichte und intuitive Bedienung mittels Drehknopf, 9 Programmspeicherplätze, Aufheizrate und Endtemperatur frei einstellbar.

Technische Daten:
 Spannung: 230 V / 50-60 Hz
 Leistung: 800 W
 Temperatur: max 1.100°C
 Heizrate: 25°C/min
 Maße Gerät (L x B x H): 205 x 155 x 220 mm
 Maße Brenngutträger (L x B): 55 x 55 mm
 Gewicht: 3,6 kg
 Garantie: 1 Jahr

Keramikbrennofen, Netzstecker,
 Brenngutträger
 245 930 | 1 Stck. | € 1.590,00
 € 1.269,00

Einführungspreis
-20%



1.269,-

M+W select POLYLUX LED

Kompaktes LED-Lichtpolymerisationsgerät zum Aushärten von Löffelmaterialien, lichthärtender Wachse, Versiegelungslacke und anderer Materialien. Durch die LED-Technik entsteht so gut wie keine Inhibitionsschicht. Durch den erweiterbaren Polymerisationsraum, kann das Gerät um 24 mm erhöht werden.

17 LED im Wellenbereich 365 nm bis 405 nm • Softstart • Timer-Zeiten 30, 60, 120 Sekunden • Erweiterbarer Polymerisationsraum

Technische Daten:
 Spannung: 240 V
 Leistung: 14 W
 Maße (H x B x T): 210 x 192 x 105 mm
 Lichtraum (Standard) (H x B x T):
 120 x 100 x 50 mm
 Wellenbereich: 365 – 405 nm
 Garantie: 1 Jahr

-24%

LED-Lichthärtegerät inkl. Netzteil,
 Polymerisationsraumerweiterung
 115 980 | 1 Stck. | € 195,00
 € 149,00



149,-

M+W select POLY-PRO

Kleines und robustes Druckpolymerisationsgerät zur Kalt- und Heißpolymerisation dentaler Kunststoffe. Stufenlose Temperaturregelung 55°C – 120°C.

Technische Daten:
 Spannung: 230 V / 50 Hz
 Leistung: 200 W
 Druck: max. 3,5 Bar
 Volumen Behälter: 1,05 l
 Maße Gerät (H x B x T): 250 x 160 x 220 mm
 Maße Topf (Ø x H): 126 x 100 mm
 Gewicht: 4 kg
 Garantie: 1 Jahr

-15%

Druckpolymerisationsgerät
 245 920 | 1 Stck. | € 998,00
 € 849,00



849,-

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

M+W select POWER TRIMM VD

Technische Daten:
 Spannung: 220 V
 Drehzahl: 2800 U/Min.
 Gewicht: 21 kg
 Maße (H x B x T): 38 x 39 x 37 cm
 Garantie: 1 Jahr

Gipstrimmer
300 907
 1 Stck. | € 998,00
€ 808,00

-20%

Volldiamantiert



808,-

ZUBEHÖR FINDEN SIE UNTER WWW.MWDENTAL.DE

M+W select INDU-HEAT

Induktionsheizgerät zur Erwärmung von Wachs-
 messern, Sonden und anderen dentalen Instrumenten.

Technische Daten:
 Spannung: 230 V
 Leistung: 100 W
 Maße (H x B x T): 95 x 92 x 270 mm
 Gewicht: 550 g
 Garantie: 1 Jahr

-21%

Induktionsheizgerät
300 905 | 1 Stck. | € 239,00
€ 189,00



189,-

ZUBEHÖR FINDEN SIE UNTER WWW.MWDENTAL.DE

M+W select K-60 MASTER

Hochleistungs-Mikromotor für den gesamten
 Laboralltag. Durch das ergonomisch geformte
 Handstück, wird das Gewicht gut verteilt,
 was für ein ermüdungsfreies Arbeiten sorgt.

- Als Knie- oder Tischversion anwendbar
- Automatiklauf
- Drehzahl einstellbar von 1.000 – 60.000 U/Min.
- Vor- und Rücklauf
- Bürstenloses und leichtes Handstück
- Geringe Vibration, hochwertige Kugellager
- Höchstes Drehmoment mit 16 Ncm
- Schnellspanner
- Servicefreundlich (einfacher Lagerwechsel)

Technische Daten:
 Spannung: 230 V / 60 Hz
 Leistung: 230 W
 Drehmoment: 16 Ncm
 Drehzahl: 1.000 – 60.000 U/Min
 Maße Steuergerät (L x B x H):
 263 x 96 x 230 mm
 Maße Handstück (Ø x L): 25 x 162 mm
 Gewicht Steuergerät: 2,6 kg
 Gewicht Handstück: 0,36 kg
 Garantie: 1 Jahr

-23%

Steuereinheit (Knie),
 Handstück mit Kabel,
 Fußschalter, Handstückablage
094 952 | 1 Stck. | € 1.099,00
€ 839,00



839,-


TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

M+W select SANDBLASTER

Technische Daten:
 Spannung: 220 – 230 V
 Leistung LED: 10 W
 Maße (H x B x T): 380 x 430 x 400 mm
 Maße Saugstutzen: Ø-außen 35 mm,
 Ø-innen 32 mm, L = 40 mm
 Arbeitsdruck: 1 – 7 bar
 Strahlentank Füllmenge: ca. 700 g
 Gewicht: 13 kg
 Garantie: 1 Jahr

-20%

Sandstrahlgerät
 700 940 | 1 Stck. | € 699,00
 € 559,00



559,-

ZUBEHÖR FINDEN SIE UNTER WWW.MWDENTAL.DE

M+W select VAPORBOY

Technische Daten:
 Netzanschluss: 230 V / 50 – 60 Hz
 Aufnahmeleistung: 1.100 W
 Maße (H x B x T): 290 x 330 x 330 mm
 Gewicht: 9 kg
 Druck: 0 – 4 bar
 Tankvolumen: 3,5 l
 Garantie: 2 Jahre

-19%

Abdampfgerät
 000 994 | 1 Stck. | € 1.049,00
 € 849,00



849,-

M+W select RÜTTLER

Technische Daten:	Rüttler 100 W	Rüttler 150 W
Spannung:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung:	100 W	150 W
Strom:	1,5 A	2,5 A
Maße (B x H x T):	140 x 140 x 115 mm	210 x 140 x 115 mm
Gewicht:	5 kg	10 kg
Garantie:	1 Jahr	1 Jahr

**BIS ZU
-32%**

Rüttler 100 W
 094 950 | 1 Stck. | € 265,00
 € 179,00

Rüttler 150 W
 094 951 | 1 Stck. | € 299,00
 € 229,00



ab **179,-**

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

AQUA-Drucktopf

4,5 l
062 941 | 1 Stck. | € 315,00
€ 269,00

7 l
062 942 | 1 Stck. | € 425,00
€ 359,00

Technische Daten:	4,5 l	7 l
Innenhöhe:	110 mm	110 mm
Innen Ø:	220 mm	210 mm
Betriebsdruck:	max. 2 bar	max. 2 bar
Betriebstemperatur:	max. 55 °C	max. 55 °C
Gewicht:	2,4 kg	3,2 kg
Garantie:	2 Jahre*	2 Jahre*

* Falls die Sicherheitsprüfung nach 24 Monaten beim Hersteller erfolgt, erweitert sich die Garantie auf 3 Jahre



ab **269,-**

al dente
dentalprodukte

S-U Unopol

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V/50 Hz
Leistung: 80 W
Glanzstrom: max. 5 A
Behälter-Inhalt: max. 1.000 ccm
Maße (B x T x H): 170 x 210 x 305 mm
Gewicht: 4 kg
Garantie: 1 Jahr

Glanzgerät
169 912
1 Stck. | € 1.580,00
€ 1.239,00



BIS ZU
-22%

ab **1.239,-**

SCHULER
DENTAL

Multimat CUBE press

Aktionspaket 1:
Multimat CUBE + Vakuumpumpe
088 962 | 1 Stck. | € 5.600,00
€ 5.008,00

Aktionspaket 2:
Multimat CUBE press + Vakuumpumpe
088 961 | 1 Stck. | € 6.990,00
€ 6.249,00

OFEN- RÜCKKAUFAKTION

DENTSPLY SIRONA KAUFEN IHREN
GEBRAUCHTEN ABER
FUNKTIONSTÜCHTIGEN KERAMIK-
OFEN INKL. PUMPE ZU EINEM
MINDESTPREIS VON € 500,-
BEI KAUF VON EINEM NEUEN
MULTIMAT CUBE / CUBE PRESS AN.
FÜR GERÄTE MIT EINEM HÖHEREN
RESTWERT UNTERBREITET
IHNEN DENTSPLY SIRONA GERNE
EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT.



ab **5.008,-**  Dentsply
Sirona

Dosierautomat DA 2020

Technische Daten:
Maße (H x B x T): 320 x 225 x 405 mm
Leistung: 280 W
Gewicht: 17 kg
Garantie: 2 Jahre

Dosierautomat DA 2020,
10 Mischkanülen inkl. Anschlussset für
2 x 1 kg Flaschen und 2 x 6 kg Kanister
204 901 | 1 Stck. | € 2.190,00
€ 1.799,00



ab **1.799,-**



TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

SILENT compact

Technische Daten:
 Netzspannung: 220 – 240 V / 50 / 60 Hz
 Leistung: 490 W
 Maße (B x H x T): 245 x 440 x 500 mm
 Saugleistung (max.): 2500 l/min
 Geräuschpegel: 55 dB (A)
 Füllvolumen Staubschublade: ca. 2,6 l
 Garantie: 3 Jahre

inkl. 2 m Saugschlauch
 und 2 Endmuffen
661 928 | 1 Stck. | ~~€ 1.295,00~~
€ 999,00

999,-

Einzelplatzabsaugung



Twister

Technische Daten:
 Netzspannung: 240 V / 50 – 60 Hz
 Drehzahl: 100 – 450 U/min
 Vakuum max.: 890 mbar
 Förderleistung max.: 16 l/min
 Maße (B x H x T): 152 x 285 x 235 mm
 Gewicht: 5,2 kg (ohne Becher)
 Garantie: 3 Jahre

Vakuummischgerät
561 914 | 1 Stck. | ~~€ 1.380,00~~
€ 999,00

999,-



Gipstrimmer MT3

Technische Daten:
 Netzanschluss: 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
 Aufnahmeleistung: 1.300 W
 Maße (B x H x T): 305 x 330 x 410 mm
 Drehzahl: 2.880 – 3.400 U/min
 Gewicht: 13,2 kg
 Garantie: 3 Jahre

MT3 mit Klettfix-Scheibe
561 926 | 1 Stck. | ~~€ 899,00~~
€ 699,00

MT 3 mit teildiamantierter
 Marathon Trimmerscheibe
561 927 | 1 Stck. | ~~€ 1.580,00~~
€ 1.199,00



ab **699,-**

Basic eco

Technische Daten:
 Arbeitsdruck: 1 – 6 bar
 Anschlussdruck max.: 6 bar
 Netzspannung: 230 V, 50/60Hz
 Luftverbrauch: 98 l/Min. bei 6 bar
 Leistungsaufnahme: 9 W
 Strahlkammervolumen: 10 l
 Maße (B x H x T): 350 x 275 x 400 mm
 Gewicht: 5,5 kg
 Garantie: 3 Jahre

Gerät kpl. mit 2 Tanks:
 1 x 25 - 70 µm, 1 x 70 - 250 µm
661 962 | 1 Stck. | ~~€ 1.050,00~~
€ 799,00

799,-



Feinstrahlgerät

Gipstrimmer MT Plus

Technische Daten:
 Netzspannung: 230 V / 50 Hz
 Aufnahmeleistung: 1.300 W / 1,7433 hp (230 V)
 Wasserverbrauch max.: 9 l/Min.
 Erforderlicher Wasserdruck:
 mind. 1 bar bei ca. 6 l/Min.
 Drehzahl: 2.820 U/Min. (230 V)
 Ø Anschlussstutzen für externe Absaugung: 36 mm
 Maße (B x H x T): 298 x 318 x 412 mm
 Gewicht: 13,5 kg
 Garantie: 3 Jahre

MT-Plus mit Klettfix-Scheibe
161 979 | 1 Stck. | ~~€ 1.680,00~~
€ 1.195,00

MT-Plus mit teildiamantierter
 Marathon-Trimmerscheibe
161 977 | 1 Stck. | ~~€ 2.480,00~~
€ 1.799,00



ab **1.195,-**

STEAMY MINI

Technische Daten:
 Spannung: 230 V/50 - 60 Hz
 Leistung: 1.200 W
 Gewicht: 8 kg
 Temp./Druck: 150 °C/ 4,5 bar
 Volumen: 3,5 l
 Maße (H x B x T): 280 x 330 x 330 mm
 Garantie: 2 Jahre

Dampfstrahlgerät
064 930 | 1 Stck. | ~~€ 1.380,00~~
€ 899,00

899,-



TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

VACURET-Anrührgeräte

BIS ZU
-28%

VACURET CLASSIC

164 912 | 1 Stck. | ~~€ 1.690,00~~
€ 1.209,00

VACURET EASY

164 913 | 1 Stck. | ~~€ 1.390,00~~
€ 1.175,00

VACURET EASY INJECT

164 914 | 1 Stck. | ~~€ 1.090,00~~
€ 925,00

Technische Daten:

Netzanschluss: 230 V / 50-60 Hz
Aufnahmeleistung: 480 W
Druckluftanschluss: 6 bar
Maße (H x B x T): 285 x 155 x 290 mm
Gewicht: ca. 8 kg
Garantie: 2 Jahre



ab **925,-**



VACURET DIGIT

VACURET DIGIT

164 906 | 1 Stck. | ~~€ 1.980,00~~
€ 1.679,00

Technische Daten:

Netzanschluss: 230 V / 50-60 Hz
Aufnahmeleistung: 600 W
Maße (H x B x T): 290 x 155 x 285 mm
Maße inkl. Ständer (H x B x T):
710 x 220 x 360 mm
Vakuum: max. 98%
Gewicht: 8 kg / 15 kg inkl. Ständer,
Drehzahl: variabel 200-600 U/min.
Garantie: 2 Jahre



1.679,-

REITEL

Labolight DUO

147 936 | 1 Stck. | ~~€ 2.980,00~~
€ 1.849,00

1 Gerät – 2 Modi!

LED-Lichthärtegerät für die indirekte Composite-technik. Multifunktionales Lichtgerät mit neuester LED-Technologie, automatisiertem Drehsystem, schlankem und ergonomischem Design. Zwischenhärten (Intervallmodus), Endhärten (Vollmodus). Das Gerät deckt einen Wellenlängenbereich von 380 bis 510 nm mit folgenden Spektralbereichsspitzen von 465 bis 485 nm (12 blaue LEDs) und 390 bis 400 nm (drei violette LEDs) ab.

-38%



1.849,-

GC

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

Bis zu 18% auf die ivoclar Programat-Brennöfen

Programat P310 G2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Garantie: 2 Jahre

Netz Kabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Temperatur-Kontrollset 2, USB-Download-Kabel, Programat-USB-Stick

452 910 | 1 Stck. | € 4.970,00
€ 3.899,00

Vakuumpumpe VP3 easy
751 969 | 1 Stck. | € 860,00
€ 649,00



ALT GEGEN NEU

€ 750,-
GUTSCHRIFT

VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

3.899,-

Programat EP3010 G2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Garantie: 2 Jahre

Netz Kabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), Muffelabkühlgitter, USB-Download-Kabel

452 913 | 1 Stck. | € 9.950,00
€ 8.799,00

Vakuumpumpe VP5
318 952 | 1 Stck. | € 1.315,00
€ 1.099,00



ALT GEGEN NEU

€ 1.000,-
GUTSCHRIFT

VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

8.799,-

Programat EP5010 G2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Garantie: 3 Jahre

Netz Kabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), Muffelabkühlgitter, USB-Download-Kabel, Programat-WLAN Kit

452 914 | 1 Stck. | € 13.150,00
€ 11.449,00

Vakuumpumpe VP5
318 952 | 1 Stck. | € 1.315,00
€ 1.099,00



11.449,-

Programat P510 G2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Garantie: 3 Jahre

Netz Kabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), USB-Download-Kabel, Programat-USB-Stick, Programat-WLAN Kit

452 911 | 1 Stck. | € 6.665,00
€ 5.499,00

Vakuumpumpe VP3 easy
751 969 | 1 Stck. | € 860,00
€ 649,00



5.499,-

BEIM KAUF EINES VITA BRENN- ODER PRESSOFENS (MIT ODER OHNE BEDIENTEIL)
IST DIE VAKUUMPUMPE II, ROCKER IM PREIS ENTHALTEN.

VITA VACUMAT 6000 M/MP

VITA VACUMAT 6000 M:
Premium Brennofen für alle
dental-keramischen Brände.

anthrazit (1.)
189 901 | 1 Stck. | € 3.290,00
€ 2.599,00

karminrot (2.)
289 916 | 1 Stck. | € 3.390,00
€ 2.899,00

himmelblau (3.)
289 917 | 1 Stck. | € 3.390,00
€ 2.899,00

tiefschwarz (4.)
289 918 | 1 Stck. | € 3.390,00
€ 2.899,00


türkisblau (5.)
289 919 | 1 Stck. | € 3.390,00
€ 2.899,00

verkehrsweiß (6.)
289 920 | 1 Stck. | € 3.390,00
€ 2.899,00

Lieferung durch Firma VITA.

VITA VACUMAT 6000 MP:
Kombipressofen für alle auf dem
Markt vorhandenen keramischen
Materialien, kann als Press- und
Brennofen eingesetzt werden.

anthrazit (1.)
189 903 | 1 Stck. | € 4.850,00
€ 3.899,00



ab **2.599,-**

Beim Kauf von 1 VITA-Brenn-Ofen
ist 1 Vakuumpumpe II, Rocker
im Preis enthalten.



VITA SMART.FIRE® Vakuum-Brennofen

Technische Daten:
Maße (H x T x Ø) Ofen: 340 x 300 x 230 mm
Maße (H x B x T) Display: 200 x 260 x 150 mm
Brennkammer (H x Ø): 43 x 80 mm
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 750 W
Brenntemperatur: 1.050 °C

SMART.FIRE®
(Farbe weiß)
189 980 | 1 Stck. | € 3.720,00
€ 2.949,00

Motiv 1
189 987 | 1 Stck. | € 4.180,00
€ 3.599,00

Motiv 2
189 988 | 1 Stck. | € 4.180,00
€ 3.599,00

Motiv 3
189 989 | 1 Stck. | € 4.180,00
€ 3.599,00

Motiv 4
189 997 | 1 Stck. | € 4.180,00
€ 3.599,00

Motiv 5
189 998 | 1 Stck. | € 4.180,00
€ 3.599,00



BIS ZU
vPad comfort /
excellence **-24%**

vPad comfort
189 999 | 1 Stck. | € 1.650,00
€ 1.279,00

vPad excellence
189 990 | 1 Stck. | € 2.250,00
€ 1.719,00



ab **1.279,-**

Beim Kauf von 1 VITA-Brenn-Ofen
(mit und ohne Bedienteil)
ist 1 Vakuumpumpe II, Rocker
im Preis enthalten.

VITA

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

Asiga MAX UV 3D-Drucker

Technische Daten:
 Maße (B x T x H): 260 x 380 x 370 mm,
 119 x 67 x 75 mm (Bauraum)
 Lichtquelle: HD UV-LED Beamer
 Wellenlänge: 385 nm
 xy-Auflösung / Pixelgröße: 62 µm
 Schichtdicke:
 stufenlos in Schritten von 1 µm
 Netzwerk: Ethernet, WiFi
 Datenformate: STL, SLC, STM
 Composer Software: lizenzfrei
 Gewicht: 17,5 kg

UV 3D-Drucker
566 900
 1 Stck. | ~~€ 10.250,00~~
 € 9.999,00



AKTION
 BEIM KAUF VON EINEM ASIGA
 MAX UV 3D-DRUCKER ERHALTEN
 SIE EINEN M+W MATERIAL-
 GUTSCHEIN IM WERT VON
 € 500,- SOWIE EINE KOSTEN-
 LOSE EINWEISUNG DURCH
 DIE FIRMA SCHEU-DENTAL.

LIEFERUNG ERFOLGT
 DURCH DEN HERSTELLER

9.999,-

RS cure

Technische Daten:
 Spannung: 24 V
 Leistung: 220 W
 Maße (H x B x T):
 230 x 270 x 380 mm
 Gewicht: 12 kg
 UV-Kammer (H x B x T):
 130 x 75 x 60 mm
 Netzwerk Kompatibilität:
 WLAN/LAN, Touchpanel: 5,8"
 Garantie: 1 Jahr

Lichtofen
566 938
 1 Stck. | ~~€ 4.320,00~~
 € 3.799,00



3.799,-

RS wash

Technische Daten:
 Spannung: 24 V
 Leistung: 120 W
 Maße (H x B x T):
 230 x 270 x 450 mm
 Gewicht: 8 kg
 Volumen (H x B x T):
 130 x 75 x 60 mm
 Netzwerk Kompatibilität:
 WLAN/LAN, Touchpanel: 5,8"
 Garantie: 1 Jahr

Reinigungsgerät
566 939
 1 Stck. | ~~€ 3.080,00~~
 € 2.699,00



2.699,-

UNIZ NBEE LCD 3D-Drucker

Technische Daten:
 Spannung: 220 V, 3 A
 50 Hz Kaltgerätestecker
 Leistung: 660 W
 Maße (H x B x T): 380 x 380 x 1230 mm
 Bauraum (H x B x T): 192 x 120 x 180 mm
 Gewicht: 60 kg
 Netzwerk Kompatibilität: WLAN/LAN
 Touchpanel: 7"
 Genauigkeit: 57 µm
 Garantie: 2 Jahre

LCD 3D-Drucker
566 950
 1 Stck. | ~~€ 11.000,00~~
 € 10.499,00*



+
 1 UNIZ NBEE Resin Tray
 +
 1 UNIZ NBEE LCD Screen

* Verbindliche Servicepauschale monatlich € 190,-. Die Servicepauschale wird immer im 12. Monat nach Vertragsabschluss fällig. Die Vertragslaufzeit beträgt 2 Jahre. Der SCHEU-DENTAL Premium-Service umfasst: Installation und Einweisung vor Ort, jährliches Materialpaket während der Vertragslaufzeit im Wert von € 2.000,- (Lieferung direkt ab Hersteller), Soforthilfe durch SCHEU-DENTAL-Expertenteam, jährlicher Check-Up durch SCHEU-DENTAL-Außendienst.

10.499,-*



TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

QUBE II

Mit seinen 9 Ncm zählt QUBE II zu den leistungsstärksten Mikromotoren am Markt. Dank seines hohen Drehzahl- und Drehmomentbereiches meistert er die schwersten Schleif-, Trenn- und Fräsarbeiten. Der innere Aufbau des Handstückes ist größtenteils aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Der Bediensattell verfügt über ein großes und gut ablesbares Display. Die Drehzahlanzeige befindet sich unmittelbar im Sichtbereich des Anwenders und lässt sich bedienerfreundlich einstellen. Weitere Funktionen wie Tempomat-Funktion, Änderung der Rotationsrichtung und Bedienung des elektrischen Wachsmessers (optional erhältlich) können hierüber eingestellt werden.

Technische Daten:

Netzanschluss: 100 – 240 V/50-60 Hz
Leistung: 160 Watt
Drehzahlbereich: 200 – 60.000 U/min
Drehmoment: 9 Ncm
Garantie: 1 Jahr / 5 Jahre auf Elektromotor

QUBE II Fußsteuerung

153 918 | 1 Stck. | € 1.898,00
€ 1.399,00

NUR SOLANGE VORRAT REICHT.



1.399,-

SCHICK
DENTAL

Eltropol 300 Glänzgerät

Technische Daten

Maße (B x H x T): 400 x 452 x 275 mm
Fassungsvermögen / Inhalt: 2 l
Gewicht: 10 kg
Netzspannung: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Eltropol 300 Glänzgerät

234 904 | 1 Stck. | € 2.999,00
€ 2.249,00



2.249,- **BEGO**

Palamat Premium

Technische Daten:

Nennspannung: 230 / 240 V, 50 / 60 Hz
Maße: 400 x 305 x 300 mm
Innenbehälter (Ø+T): max. 210 mm
Leistungsaufnahme: 650 W
Nenndruck: 2 bar
Zeitprogramm: bis zu 10 Std.
Temperaturintervalle: 40 – 100°C

BIS ZU
-28%

Druckpolymerisationsgerät

142 983 | 1 Stck. | € 2.490,00
€ 1.799,00



1.799,- **KULZER**
MITSUI CHEMICALS GROUP

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

elumentis LED **NEU**

Die Arbeitsplatzleuchte elumentis LED besticht durch einen sehr hohen Farbwiedergabeindex R>92 für originalgetreue, kontrastreiche Farbwiedergabe. Sie bietet zudem eine homogene, blendfreie Ausleuchtung und verfügt über einen sanften Schattenwurf durch eine Multi-Layer-Streuscheibe. Die Leuchte ist einstellbar in drei verschiedene Farbtemperaturen und in fünf Beleuchtungsstärken. So ist der Wechsel zwischen Tageslichtweiß (6400 K), aktivierendes Neutralweiß (4800 K) und einem behaglichen Warmweiß (2700 K) möglich. Einmal eingestellte Beleuchtungsstärken bleiben beim Ausschalten und Umschalten der Farbtemperaturen gespeichert. Zusätzlich kann als indirekte Beleuchtung das verbaute Ambient-Light im Leuchtenkopf zugeschaltet werden. Die große Höhe der Lampe von 53 cm macht eine Platzierung hinter Monitoren bis 27 Zoll möglich. Der Leuchtenkopf ist 90° schwenkbar und jeweils seitlich zu 45° kippbar.

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: max. 10 W
 Maße (H x B x T): 530 x 130 x 300 mm
 Farbtemperatur: Warmweiß (2700 K),
 Neutralweiß (4800 K), Tageslichtweiß (6400 K)
 Max. Nutzlichtstrom: Warmweiß (220 lm),
 Neutralweiß (1000 lm), Tageslichtweiß (640 lm)
 Energieeffizienz: Warmweiß (D),
 Neutralweiß (E), Tageslichtweiß (D)
 LED-Lebensdauer: >25.000 h
 Kabellänge: 2500 mm
 Gewicht: 1,8 kg
 Garantie: 2 Jahre

Arbeitsplatzleuchte

798 955 | 1 Stck. | € 199,00
 € 169,00

-15%



169,-

ESCHENBACH

CONTACT-E/-duo Aufwachsstation

Elektrisches Wachsmesser mit Heizplatte. Die leichte Neigung der Platte ermöglicht übersichtliches und ergonomische Arbeiten. Ein nützliches Detail ist der praktische Wachsabstreifer zur Reinigung der Modellerspitzen. Die linke Hälfte der Metallplatte ist beheizt (kann zu oder abgeschaltet werden). Fixe Temperatur von ca. 35 – 40°C, stufenlose Temperaturregelung bis zu 190°C, Handstückklemmen zum sicheren Ablegen/ Einklemmen des Handstücks nach Gebrauch.

Technische Daten:

Spannung: 230 V
 Leistung: 9 – 12 W
 Temperatur: max. 190 °C
 Garantie: 2 Jahre

CONTACT-E:

Basis inkl. Wachsabstreifer, Staubschutzdeckel, 1 Handstück, Modellerspitze PKT2
 260 918 | 1 Stck. | € 249,00
 € 209,00

CONTACT-E duo:

Basis inkl. Wachsabstreifer, Staubschutzdeckel, 2 Handstücke, Modellerspitze PKT1, PKT2
 260 919 | 1 Stck. | € 315,00
 € 269,00



ab 209,-



VivaScan Scanner **NEU**

Kompakter und intuitiver Intraoralscanner. Das anwenderfreundliche Gerät verfügt über eine offene Scan-Software, lässt sich somit einfach in die Praxis integrieren und hilft, die Effizienz zu steigern. VivaScan wird lediglich über ein Kabel an einen Laptop angeschlossen und bietet so die ideale Lösung für den Einstieg in die digitale Zahnmedizin. 3D-Scan-technologie für hochpräzise digitale Abformungen, intuitive, benutzerfreundliche Software, kompaktes Design für einen flexiblen Scanvorgang, erhöhter Patientenkomfort, Zwei-Tasten-Steuerung, Echtfarbenscan.

Technische Daten:

Spannung: 5 V DC
Leistung: 7,5 W
Maße (B x H x T):
Scanner m. Aufsatz: 41 x 45 x 249 mm /
Scanner o. Aufsatz: 40,5 x 45 x 165 mm
Gewicht m. Aufsatz + Kabel: 338 g



Lieferumfang:

- VivaScan Intraoral Scanner
- Halter
- OptraGate for Scanning
- Dentalmodell
- Aufsatz Standard (2x)
- Aufsatz klein
- Schutzaufsatz
- Hülle
- USB-Stick
- Farbkalibrierung
- USB Kabel 1,8 m

Laptop inkl. Software muss unter Art.-Nr. 653 010 separat erworben werden (empfohlen).

VivaScan Intraoral Scanner
653 009 | 1 Stck. | € ~~13.900,00~~
€ 12.499,00

VivaScan Laptop
653 010 | 1 Stck. | € 2.999,00

12.499,-



2.999,-

ivoclar

LIEFERUNG ERFOLGT DIREKT AB HERSTELLER.

Die Nettosonderpreise in diesem Katalog sind nicht rabattfähig und schließen unsere sonst üblichen Standard- und auch Sonder-Rabatte mit ein.