



QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.



PRAXIS

M+W select PERMAPLAST LH ONE

Lichthärtendes und röntgenopakes Mikro Hybrid Composite mit optimaler Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe, wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Bei Bedarf kann die Farbe angepasst werden, indem man für die erste Schicht Permaplast LH Flow verwendet. Hochglanzpolierbar 75 Gew%, 53 Vol.-%.

Indikation:
Direkte Front- und Seitenzahnrestaurationen der Klasse I - V nach Black. Indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren, Stumpfaufbauten, Schienung von gelockerten Zähnen, Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik.

- Spritze, 4 g
100 147 | 1 Pckg. | € 28,50
€ 24,20
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 27,50
€ 23,20
- Cavifils, 20 x 0,3 g
100 148 | 1 Pckg. | € 51,90
€ 44,10



Ein Farbton für alle Zahnfarben
Das Composite, das sich an die Zahnfarbe anpasst.

Optimale Farbanpassung durch ultrafeine reflektierende Glasfüllstoffe

ab **23,20**
BIS ZU **-19%**

M+W select PERMAPLAST LH ONE VISCOUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, hoch radiopak. Füllerteil 77% Gewicht, 57% Volumen. Optimale Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Fließfähig und trotzdem standfest. Hohe Abrasionsresistenz und sehr gut polierbar.

Indikationen:
Fissurenversiegelung, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren. Füllungen der Klasse V nach Black (Zahnkaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte). Minimalinvasive Füllungen der Klassen I, II und III nach Black. Korrekturen von Zahnschmelzdefekten, Ausblenden von Unterschnitten, kleinere Formkorrekturen am Schmelz.

- Spritze, 2 g
100 158 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 19,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 20,90
€ 18,90
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 19,90
€ 17,90



Ein Farbton für alle Zahnfarben
Das Composite, das sich an die Zahnfarbe anpasst.

Optimal reflektierender Kavitätsuntergrund

ab **17,90**
BIS ZU **-18%**

M+W select PERMAPLAST BUILD UP

Dualhärtendes, fließfähiges Stumpfaufbaumaterial im praktischen Automix-System, auch für die Zementierung von Wurzelstiften geeignet. Optimale Adaption an den natürlichen Zahn.

- 5 ml Automix Spritze A2,
5 Mischkanülen, 5 Intraoral-Tips
000 107 | 1 Pckg. | € 40,90
€ 34,90



-15% **34,90**

M+W select PERMAPLAST BULK

Lichthärtendes Seitenzahn-Composite für die einfache und schnelle Verarbeitung in der Bulk-Fill-Technik.

- Spritze, 2 g,
10 Applikationskanülen:
- hell
100 114 | 1 Pckg. | € 23,90
€ 21,90
- medium
100 128 | 1 Pckg. | € 23,90
€ 21,90
- ab 3 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 22,90
€ 19,90
- ab 5 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 21,90
€ 18,90

- Cavifils, 20 x 0,3 g:
- hell
100 113 | 1 Pckg. | € 78,90
€ 69,90
- medium
100 129 | 1 Pckg. | € 78,90
€ 69,90



Schnelle Verarbeitung bis 4 mm Schichtstärke

BIS ZU **-21%** ab **18,90**



PERMAPLAST LH CERAMIC

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Microhybrid-Composite mit Keramikanteil für hochwertige Front- und Seitenzahnrestauration der Klasse I-V. Durch unterschiedliche Füllgrößen (0,05-0,9 µm) lässt sich das Material sehr gut stopfen und modellieren. Dank exzellenter mechanischer Eigenschaften und optimaler Fluoreszenz werden dauerhafte ästhetische Restaurationen mit hervorragender Farbstabilität erzielt. Klebt nicht, hohe Kanten- und Abriebfestigkeit sowie eine sehr hohe Biege- und Bruchfestigkeit. Gesamtfüllstoff 80% Gew. 68% Vol.

Farbe	Spritze, 4 g	Farbe	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	200 120	A2	200 126
A3	200 121	A3	200 127
A3,5	200 122	je Pckg.	€ 52,90 € 44,90
C3	200 125		
je Pckg.	€ 29,50 € 26,50		
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 28,50 € 25,50		



Microhybrid-Composite mit Keramikfiller

BIS ZU
-15% ab **25,50**



PERMAPLAST LH HYBRID

Lichthärtendes röntgenopakes Feinpartikel-Hybrid-Composite für Restaurationen der Klassen I bis V in VITA-Farben. Gesamtgehalt an Füllstoffen: 83 Gew.-%, 75 Vol.-%.

Farbe	Schraub-spritze, 3 g	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	000 171	100 130
A3	000 170	100 131
A3,5	000 174	100 132
B1	000 175	-
B3	000 172	-
C3	000 173	-
1 Pckg.	€ 21,90 € 19,90	€ 44,90 € 42,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 20,90 € 18,90	€ 43,90 € 40,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 19,90 € 17,90	€ 42,90 € 39,90

ab **17,90**

BIS ZU
-18%



Feinpartikel-Hybrid-Composite mit hoher Festigkeit



PERMAPLAST LH NANO

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Universal-Composite mit einem ultrafeinen, röntgenopaken Keramikfüllstoff.

Farbe	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	100 121
A3	100 122
A3,5	100 123
1 Pckg.	€ 49,90 € 44,90
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 47,90 € 42,50

Farbe	Schraub-spritze, 4 g
A2	100 115
A3	100 116
A3,5	100 117
B2	100 118
B3	100 119
C3	100 120
1 Pckg.	€ 26,90 € 24,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 25,90 € 23,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 24,90 € 22,90

ab **22,90**

BIS ZU
-15%



Hochglanzpolierbares Universal-Composite



PERMAPLAST LH FLOW

Fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, radiopak, Füllanteil 55 Gew.-%, 36 Vol.-%, in VITA-Farben erhältlich.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen
A1	100 105
A2	100 106
A3	100 107
B3	100 108
1 Pckg.	€ 19,90 € 17,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,90 € 16,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 17,90 € 15,90

ab **15,90**

BIS ZU
-20%



Mit hervorragender Fließeigenschaft



PERMAPLAST LH VISCOUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite mit nano-optimierten Füllern. Lichthärtend, hoch radiopak, Füllanteil: 77% Gewicht.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen
A1	100 165
A2	100 166
A3	100 167
B3	100 168
1 Pckg.	€ 22,90 € 20,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 21,90 € 19,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 20,90 € 18,90

ab **18,90**

BIS ZU
-17%



Hochviskos & fließfähig



SUPERLITE COLOR PEN

Technische Daten:
 Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
 Lichtintensität: bis 1.100 mW/cm²
 Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm
 Gewicht Handstück: 100 g
 Akku: Li-Ion Batterie (800 mAh)
 Garantie: Lampe 24 Monate /
 Akku 6 Monate / Lichtleiter keine Garantie

Lieferumfang:

- 1 Handstück mit eingebautem Akku
- 1 Ladekabel
- 1 Lichtleiter 8 mm
- 1 Blendschutzschild
- 1 Wandhalter aus Kunststoff

weiß	200 000
orange	200 001
lichtgrün	200 002
blau	200 003
lila	200 004
rosa	200 005
grau	200 006
je Stck.	€ 185,00 € 139,00*

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

-25% **139,-***



SUPERLITE POWER PEN

Lieferumfang:

- 1 Handstück mit eingebautem Akku
- 1 Ladekabel
- 1 Lichtleiter 8 mm
- 1 Blendschutzschild
- 1 Handteiler (Kunststoff)

Technische Daten:
 Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
 Lichtintensität: bis zu 1.100 mW/cm²
 Wellenlängenbereich: 410 nm bis 490 nm
 Gewicht Handstück: 100 g
 Länge Handstück ohne Lichtleiter: 148 mm
 Durchmesser Handstück: max. 25 mm
 Akku: Li-Ionen Batterie (800 mAh)
 Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

silber	200 025
weiß	200 026
schwarz	200 027
je Stck.	€ 229,00 € 169,00*

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



-26% **169,-***



SUPERLITE 1300

Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Ladestation
- 1 Akku
- 1 Lichtleiter
- 1 Schutzschild

100 045 | 1 Stck. | € 345,00
€ 258,00*

Bleaching Lightguide

100 046 | 1 Stck. | € 59,50
€ 46,50*

Technische Daten:
 Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
 Lichtintensität: max. 1.300 mW
 Wellenlängenbereich: 430 – 490 nm
 Gewicht: Ladegerät 560 g,
 Handstück 245 g (inkl. Akku und Lichtleiter)
 Länge Handstück: 196 mm (inklusive Lichtleiter)
 Maße Ladestation (L x B x H): 180 x 130 x 66 mm
 Akku: Li-Ion 2200 mAh,
 3,7 V (4.000 Belichtungszyklen)
 Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

4 verschiedene Modi



258,-* **-25%**



M+WDental®

We make you:r **smile**

M+W select **BIG-ETCH**

50 ml Vorratsspritze,
10 Applikationsspritzen,
50 Applikationskanülen
100 100 | 1 Pckg. | € 59,90
€ 52,90
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 56,90
€ 49,90

50 ml Vorratsspritze,
1 Adapter
100 138 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 33,90

36%iges Phosphorsäure-Ätzel für die Schmelz- und Dentinätzung mit optimalem thixotropem Fließverhalten. Farbe: grün. Vorratsspritze 50 ml (62 g) zum Selbstabfüllen.

ab **33,90**

BIS ZU
-17%

In Super ECO-Ausführung



M+W select **APPLI-ETCH**

36%iges Phosphorsäure-Ätzel für die Schmelz- und Dentinätzung mit optimalem thixotropem Fließverhalten. Farbe: grün. Applikationsspritzen in der praktischen Vorratsbox.

9 x 1,4 ml Applikationsspritzen,
25 Applikationskanülen
100 101 | 1 Pckg. | € 34,90
€ 30,90
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 32,90
€ 28,90

ab **28,90**

BIS ZU
-17%



M+W select **ÄTZGEL**

2 ml Spritze, 3 Kanülen (biegbar)
000 178 | 1 Pckg. | € 7,20
€ 6,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 6,90
€ 6,50
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 6,50
€ 6,10

BIS ZU
-15%

ab **6,10**

Einzelpritze



M+W select **ÄTZGEL**

36%iges Phosphorsäure-Ätzel. Thixotrop, für die Schmelz- und Dentinätzung. Farbe: blau.

2 ml Spritze, 3 Kanülen (biegbar)
000 178 | 1 Pckg. | € 7,20
€ 6,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 6,90
€ 6,50
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 6,50
€ 6,10

M+W select **PERMABOND UNIVERSAL**

Lichthärtendes Bondingmaterial für alle lichtschränkenden Compositematerialien. Permabond Universal kann im Self Etch Verfahren oder im Selective Etch Verfahren angewendet werden. Hervorragende Haftwerte an Schmelz und Dentin, optimale Viskosität und Thixotropie für eine absolut homogene Adhäsiv-Schicht. Keine Kühl-schränklagerung erforderlich.

5 ml
000 186
1 Fl. | € 56,90
€ 47,90

Mit Self-Etch und Selectiv-Etch-Technik

47,90 **-16%**



M+W select **PERMABOND**

Lichthärtender Einkomponenten-Haftvermittler für die Total-Etch-Technik.

5 ml
000 185 | 1 Fl. | € 35,70
€ 33,90
ab 3 Fl. | je Fl. | € 33,90
€ 30,30

Mit Total-Etch-Technik

BIS ZU
-15% ab **30,30**



M+W select **PERMABOND SE**

Selbstätzender, lichthärtender Ein-Komponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin.

5 ml
000 181 | 1 Fl. | € 54,90
€ 49,90
ab 3 Fl. | je Fl. | € 53,50
€ 46,50

Mit Self-Etch-Technik

BIS ZU
-15% ab **46,50**





26,90

-10%

M+W select GLASFILL

Wasseranmischer Glas-Ionomer-Zement für Füllungen der Klasse I, III und V sowie für Milchzahnfüllungen, schnellhärtend. Optimaler Haftverbund zur natürlichen Zahnschubstanz ohne zusätzlichen Haftvermittler. Sehr gute Abrasionsbeständigkeit. Farbe universal/hellgelb (LY).

10 g Pulver, 1 Wasserdosierflasche,
1 Dosierlöffel
400 101 | 1 Pckg. | € 29,90
€ 26,90

M+W select GLASFILL APLICAP NEU

M+W Select Glasfill Aplicap ist ein Glasionomer-Füllungs-zement aus transluzentem Aluminiumoxid-Silikatglas, das eine hervorragende Ästhetik bietet, ohne Kompromisse bei der Festigkeit einzugehen. Geeignet für Füllungen der Klasse III und V, nicht lasttragende Füllungen der Klasse I und II, Milchzahnfüllungen, Stumpfaufbauten sowie Versiegelung von Grübchen und Fissuren. Röntgenopak.

Farbe	50 Stck.
A2	400 102
A3	400 103
je Pckg.	€ 99,50 € 89,50



89,50

-10%

M+W select APLICAP AKTIVATOR / APPLIER NEU

Für Aplicap Kapseln. Langlebig und beständig gegen jede Art von Material. Autoklavierbar. Mechanische Teile aus rostfreiem Stahl. Nicht für Maxicap geeignet.

Applicap-Aktivator
500 110 | 1 Stck. | € 51,90
€ 46,50

Applicap-Applier
500 111 | 1 Stck. | € 51,90
€ 46,50



46,50

-10%

M+W select NORMALLOY KAPSELN

Kapselamalgam, n.g. 2. aus 70% Spänen und 30% Kugeln. Zusammensetzung: 69,2% Silber, 18,6% Zinn, 11,9% Kupfer, 0,3% Zink. Dose mit 50 Kapseln.

Gr. 1 gelb/weiß:
400 mg Pu, 435 mg Hg
000 127 | 1 Pckg. | € 51,90
€ 46,90

Gr. 2 gelb/grau:
600 mg Pu, 653 mg Hg
000 128 | 1 Pckg. | € 66,90
€ 59,90

Gr. 3 gelb/schwarz:
800 mg Pu, 865 mg Hg
000 129 | 1 Pckg. | € 86,90
€ 77,90



ab 46,90 -10%



M+W select PROVISO

Gebrauchsfertiger, selbsthärtender, provisorischer Füllungs-zement auf Zinkoxid-Kunststoff-Basis. Gute Thixotropie, die eine perfekte Anpassung an die Kavität wand ermöglicht. Rasche Aushärtung im Mund, eugenolfrei, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kaukräfte, mit Fluor.

Härte	Glas, 40 g
rot (hart)	100 161
weiß (mittel)	100 160
grau (weich)	100 162
je Pckg.	€ 10,20 € 8,70

8,70

-15%

M+W select FLEXISTRIPS

Polier- und Finierstreifen aus extra flexiblem Polyester-material. Einseitig belegt mit Aluminiumoxid-Partikeln. Ideal für das Konturieren und Polieren aller Restaurationsmaterialien. Länge je Streifen 15 cm.

Körnung	50 Streifen
grob (blau)/ medium (helllila)	100 885
fein (rosa)/ x-fein (weiß)	100 886
1 Pckg.	€ 7,20 € 6,50
ab 3 Pckgn. einer Ausführung, je Pckg.	€ 6,70 € 5,90

ab 5,90

BIS ZU
-18%




Einseitig mit Aluminiumoxid-Partikeln belegt

M+W select BIO UNIVERSAL TIPS **NEU**

Biegbare BIO Mikro Applikatoren mit Weizenstroh, beflocht zum Applizieren von Flüssigkeit und Gelen. Länge ca. 10 cm. Umweltfreundlich verpackt in Karton.

Stärke	100 Stck.
regular	100 103
fine	100 104
je Pckg.	€ 6,50 € 5,50



-15%

ab 5,50

Für alle markt-
üblichen Kapseln

-15% 16,10



M+W select COMPOSITE APPLIKATIONSPISTOLE

Dosierpistole für die Direktapplikation aller marktüblichen Composite-Kapseln (Cavifills, Compules, PLTs usw.). Autoklavierbar bis 121 °C.

400 110 | 1 Pckg. | € 18,90
€ 16,10

M+W select APPLIKATIONSKANÜLEN

Einweg-Applikationskanülen für punktgenaues Applizieren. Für Luer- bzw. Luer Lock-Spritzen.

20G, gebogen, schwarz, 11 mm lang, 100 Stck.	098 103 1 Pckg. € 28,80 € 26,50
ab 3 Pckgn. je Pckg. € 27,80 € 25,50	
ab 5 Pckgn. je Pckg. € 26,80 € 24,50	

gebogen, 45°, blau-transparent, 10 mm lang, Lumen Ø 0,7 mm, 25 Stck.	100 102 1 Pckg. € 10,50 € 9,40
ab 3 Pckgn. je Pckg. € 9,95 € 8,90	
ab 5 Pckgn. je Pckg. € 9,40 € 8,50	

gerade/transparent, 0,4 x 18 mm, 100 Stck.	000 189 1 Pckg. € 11,95 € 10,95
ab 3 Pckgn. je Pckg. € 11,50 € 10,50	
ab 5 Pckgn. je Pckg. € 10,95 € 9,95	



BIS ZU
-19% ab 8,50

M+W select HOLZKEILE **NEU**

Anatomisch geformte Holzkeile für die optimale Gestaltung der Füllung.

Größe / Farbe	100 Stck.
S, orange	500 115
M, weiß	500 116
L, blau	500 117
je Pckg.	€ 7,90 € 6,70



6,70 -15%




M&W select TOFFLEMIRE MATRIZENBÄNDER

Rostfrei, Packung mit 12 Stck.

Form	dünn, 0,05 mm	extradünn, 0,04 mm
101	859 115	859 119
102	859 116	859 120
103	859 117	859 121
113	859 118	859 122
1 Pckg.	€ 2,60 € 2,30	€ 2,60 € 2,30
ab 10 Pckgn. einer Form/Stärke, je Pckg.	€ 2,40 € 2,10	€ 2,40 € 2,10

ab **2,10**

BIS ZU
-19%



Rostfrei



M&W select POLYSTRIP

NEU

Breite	15 m im Spender
6 mm	100 196
8 mm	100 197
10 mm	100 198
je Rolle	€ 6,90 € 5,90

Transparentes Polyesterband in einer praktischen Kartonschachtel mit gezackter Klinge für lichterhärtende Applikationen. 0,050 mm dick.



5,90 **-14%**

M&W select MATRIZENBAND

Breite	10 m im Spender
5 mm*	100 170
6 mm*	100 171
7 mm	100 172
je Rolle	€ 15,50 € 13,10

Für Bandmatrizenspanner.
Rostfrei, 0,03 mm stark.

13,10

-15%

* auch geeignet für SuperMat

0,03 mm stark



M&W select MATRIZENSPANNER TOFFLEMIRE

Rostfrei.

Universal 100 195	1 Stck.	€ 14,50 € 12,30
----------------------	---------	--------------------



12,30 **-15%**

M&W select MATRIZENZANGE

Matrizenhaltezange mit Hartmetallbeschichtung und Doppelfeder, hält und entfernt auch dünnste Matrizen sicher aus dem Approximalbereich. Sehr gute Qualität, made in Germany.

300 120	1 Stck.	€ 145,90 € 131,00
---------	---------	----------------------



-10% **131,-**



M+W select UNIVERSAL TIPS

Biegbare Miniapplikatoren beflocht zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen. Länge ca. 10 cm. Verpackt in praktischer Runddose zur hygienischen Entnahme.

Farbe	100 Stck.
hellblau (x-fein)	500 510
weiß (x-fein)	500 517
gelb (fine)	500 516
blau (regular)	500 515
je Pckg.	€ 5,90 € 5,00

BIS ZU **-15%** **5,-**

M+W select FLEXIBRUSH

Biegbare Pinsel zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gels (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive). 10,5 cm lang.

Farbe	100 Stck.
medium blau	005 120
medium gelb	005 121
x-fine türkis	005 122
je Pckg.	€ 7,90 € 7,10
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 7,40 € 6,90



ab **6,90** BIS ZU **-13%**

M+W select PINSELEINSÄTZE / -HALTER

Pinselhalter, 3 Stck.
200 165 | 1 Pckg. | € 3,20

Pinseleinsätze, 50 Stck.:

rot
098 110 | 1 Pckg. | € 5,90
€ 5,30

weiß
098 111 | 1 Pckg. | € 5,90
€ 5,30

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 5,60
€ 5,00



ab **5,-**

BIS ZU **-15%**



M+W select MICROTIPS

Miniatür-Applikationsspitzen (beflockt), in super Qualität, mit MicroTip-Halter (Kunststoffgriff nicht sterilisierbar), für punktgenaues Applizieren von Flüssigkeiten und Gels (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive).

Farbe	100 Stck.
rot	098 114
grün	098 115
gelb	098 116
blau	098 117
je Pckg.	€ 5,80 € 5,30
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 5,50 € 4,90

Set:

4 x 100 MicroTIPS in den Farben rot, grün, gelb, blau und 2 MicroTip-Halter
 098 118 | 1 Pckg. | € 24,90
 € 22,50

Halterset:

je 1 MicroTip-Halter in weiß und rot
 098 119 | 1 Pckg. | € 2,90
 € 2,50

BIS ZU
-16%
 ab **4,90**

M+W select ALGICIT DIMENSION

Bewährtes staubfreies Alginit, bis zu 100 Stunden dimensionsstabil, mit Pfefferminzgeschmack. Ab Herstellungsdatum 5 Jahre haltbar.

Algicit Dimension:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.
 Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
 Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
 Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: blau

Algicit Dimension quick:

Abbindeart: schnellabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.
 Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 30 Sek.
 Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
 Abbindezeit gesamt: 2 Min., Farbe: blau.

Algicit Dimension color:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.
 Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
 Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
 Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: lila über rosa zu weiß

Algicit Dimension Ortho:

Alginit auf die Bedürfnisse der KFO-Behandlung abgestimmt
 Abbindeart: schnellhärtend, Anmischzeit: 45 Sek.
 Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
 Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
 Mit Farbumschlagindikator von lila über rosa zu grün

Bulkpackung, 20 Beutel à 500 g:

Algicit Dimension
 400 270 | 1 Pckg. | € 179,00
 € 158,00

Algicit Dimension quick
 400 274 | 1 Pckg. | € 179,00
 € 158,00

Algicit Dimension color
 400 276 | 1 Pckg. | € 179,00
 € 158,00

ab 2 Pckgn. einer Variante | je Pckg. | € 169,00
 € 149,00

Algicit Dimension Ortho
 400 280 | 1 Pckg. | € 154,00
 € 138,00

Beutel, 500 g:

Algicit Dimension
 400 271 | 1 Pckg. | € 10,90
 € 9,30

Algicit Dimension quick
 400 275 | 1 Pckg. | € 10,90
 € 9,30

Algicit Dimension color
 400 277 | 1 Pckg. | € 10,90
 € 9,30

Algicit Dimension Ortho
 400 281 | 1 Pckg. | € 8,90
 € 7,60

ab **7,60**

BIS ZU
-17%



7,10

-14%



M+W select ALGICIT ADHÄSIV

Haftvermittler für Alginate.

15 ml
 200 281 | 1 Fl. | € 8,30
 € 7,10

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Garantie

Sie erhalten stets frische Ware. Die in diesem Katalog gelisteten Artikel sind zu 99% lieferbar. Auslaufprodukte jedoch nur solange der Vorrat reicht.

Preise

Alle angegebenen Preise verstehen sich in € netto, zuzüglich der jeweils landesgültigen MwSt. und sind gültig bis zum 29.12.2023.

Rabatt

Informationen zu unserem Rabatt-System erhalten Sie unter der Telefonnummer: 0 60 42 / 88 00 88

Frachtkosten

Frei Haus-Lieferungen bei Bestellungen ab einem Nettowarenwert von € 150,- innerhalb Deutschlands und Österreichs. Unter einem Nettowarenwert von € 150,- berechnen wir die Versandkosten nach tatsächlichem Aufwand.

Lieferung

Der Versand erfolgt schnellstmöglich per privatem Zustelldienst direkt ab M+W Dental in Bidingen. Lieferungen, auch frei Haus, auf Gefahr des Bestellers. Eventuelle Transportschäden oder Fehllieferungen bitte sofort telefonisch mitteilen.



Mindestbestellwert

Für Ihre Bestellung bei M+W gibt es keinen Mindestbestellwert. Für Kleinbestellungen mit einem Nettobestellwert unter € 40,- (ohne Versandkosten) berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 4,90.

Zahlung

Die Rechnung liegt Ihrer Lieferung bei und ist innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von M+W Dental.

Rückgaberecht

Sie haben innerhalb von 14 Tagen ein Rückgaberecht bei originalverpackter Ware. Das Rückgaberecht gilt jedoch nicht für

Medikamente und Sonderbestellungen. Bitte beachten: Ware transportsicher verpacken, Retourenschein belegen und ausreichend frankiert zurücksenden.

Erfüllungsort

Erfüllungs- und Gerichtsart ist Bidingen.

Sonstiges

© M+W Dental, Bidingen. Nachdruck aus diesem Katalog, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung nicht gestattet. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Wir sind bemüht, immer aktuelle Fotos im Katalog abzubilden, die Abbildungen sind jedoch nicht verbindlich.

M+W select BEFESTIGUNGSZEMENT TEMP NE

Eugenolfreier, selbsthärtender Zement, enthält Calciumhydroxid und Hydroxylapatit. Zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken. Eine dünne Schicht reicht aus, das Material ermöglicht ausgehärtet eine sichere Befestigung des Provisoriums, zugleich bleibt es elastisch und lässt sich leicht entfernen.

25 g Basis-Paste,

25 g Katalysator-Paste

200 145 | 1 Pckg. | € 15,95

€ 13,95

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 15,45

€ 13,45

ab **13,45** BIS ZU **-16%**



BIS ZU **-10%** ab **66,50**



M+W select PONTIFORM AUTOMIX 10:1

Provisorisches K+B Material, methylmethacrylatfrei, zur Fertigung von Kurz- und Langzeit-Provisorien. Hohe Endhärte und Elastizität sowie sehr gute Biege- und Abrasionsfestigkeitswerte, geringer Polymerisationsschrumpf, eine hohe Farbstabilität und Fluoreszenz sowie eine hervorragende Passgenauigkeit zeichnen das Produkt aus. Durch das 10:1 Mischungsverhältnis wird die Schmier-schicht stark verringert und das Provisorium ist optimal polierbar.

Farbe	50 ml Kartusche, 15 Mischkanülen blau
A2	100 180
A3	100 181
B1	100 182
1 Pckg.	€ 73,90 € 68,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 72,50 € 66,50

BIS ZU **-15%** ab **27,50**



Jetzt auch in Farbe A3 erhältlich

M+W select PONTIFORM AUTOMIX 2

Provisorisches K+B Material mit Fluor im 4:1 Sicherheits-Kartuschen-system. Automatisches Anmischen während der Direktapplikation.

Vorteile:

- 2-Komponenten-Material auf BIS-Acryl-Basis, methylmethacrylatfrei
- gute Gewebeverträglichkeit
- ausgezeichnete Biege- und Abrasionswerte, daher auch für Langzeitprovisorien geeignet
- kurze Bearbeitungszeit und niedrige Abbinde-temperatur (ca. 38 °C)
- rasche Abbindezeit bei sehr geringer Polymerisationsschrumpfung
- optimale Polierbarkeit, hohe Farb-stabilität
- gute Reparaturfähigkeit
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis



PONTIFORM DIRECT MIX

5 ml Spritze A2, 5 Mischkanülen

000 290 | 1 Pckg. | € 31,50

€ 29,90

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 29,90

€ 27,50

50 ml Kartusche A2 universal, 15 Mischkanülen blau

000 216 | 1 Pckg. | € 66,90

€ 62,90

50 ml Kartusche A3 universal, 15 Mischkanülen blau

000 214 | 1 Pckg. | € 66,90

€ 62,90

ab 2 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 65,90

€ 60,90

ab 5 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 64,90

€ 58,90

Mischkanülen, 50 Stck.:

4:1/10:1, blau

000 289 | 1 Pckg. | € 38,50

€ 34,50

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 37,50

€ 32,90

M+W select BEFESTIGUNGSZEMENT PERMA

NEU

Dual-härtender Befestigungszement auf Composite Basis. Hochröntgenopak, fluorisierend und abrasionsresistent. Für die permanente Befestigung von Wurzelstiften, Inlays, Onlays, Veneers, Keramik- und Compositekronen und Brücken, sowie als Stumpf-aufbau verwendbar. Bio-kompatibel, frei von BisGMA und TEGDMA.

8 g Automixspritze, 5 Mischkanülen:

A2
074 919 | 1 Pckg. | € 64,90
€ 55,00

Semi-transparent
074 921 | 1 Pckg. | € 64,90
€ 55,00

Mischkanülen, 10 Stck.
074 922 | 1 Pckg. | € 6,50
€ 5,80

-15% **55,-**



M+W select SIOPLAST BS

SIOPLAST BS

Schnellabbindendes Bissregistrierungs-
material mit hoher Endhärte.



2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün

153 229 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 34,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 37,90
€ 33,50

SIOPLAST BS X-HART

Schnellabbindendes Bissregistrierungs-
material mit extrem hoher Endhärte.



2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün

153 230 | 1 Pckg. | € 42,60
€ 37,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 40,90
€ 35,90

SIOPLAST BS SCAN

Schnellabbindendes Biss-
registrierungsmaterial / scanbar.



2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün

153 235 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 35,50

SIOPLAST BS KRISTALL

Schwerfließendes, transparentes Bissregistrier-
material auf Polyvinylsiloxan-
basis, additionsvernetzend. Auch geeignet als Kauflächenstempel
bei lichthärtenden Compositorestaurationen, als Hilfsmittel zur
Herstellung provisorischer Veneers sowie als Transfermatrix zur
Befestigung von Brackets. Schwer fließend, Shore A70.

2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün

153 236 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 35,50

BIS ZU
-16%

ab **33,50**

M+W select SIOPLAST C

Sehr preiswertes, kondensationsvernetzendes Präzisionsabformmaterial für die Korrekturabform-
technik in Premium-Qualität, sehr zeichnungsscharf. Darüber hinaus kann das Putty- (Shore A-70)
und Putty Soft-Material (Shore A-60) für die funktionelle Randgestaltung und für Situations-
abformungen eingesetzt werden. Das mittelfließende und dünnfließende Korrekturmateri-
al kann zusätzlich für die Funktionsabformung und Unterfütterungsabformung verwendet werden.
Das extra-dünne Korrekturmateri-
al eignet sich auch für die Unterfütterungsabformung.



Dose, 900 ml:

putty Waldbeere

153 207 | 1 Dose | € 29,90
€ 25,50

putty soft Waldbeere

153 208 | 1 Dose | € 29,90
€ 25,50

ab 4 Dosen
einer Variante

| je Dose | € 28,90
€ 24,50

Eimer, 10 kg:

putty Waldbeere

153 209 | 1 Eimer | € 113,90
€ 101,90

Tube, 150 ml:

dünn Mint

153 211 | 1 Tube | € 14,90
€ 13,10

mittel Mint

153 210 | 1 Tube | € 14,90
€ 13,10

extra-dünn Mint

153 212 | 1 Tube | € 14,90
€ 13,10

ab 4 Tuben
einer Variante

| je Tube | € 13,90
€ 12,50

Sioplast C Pastenhärter DBTL-frei,
60 ml

153 223 | 1 Tube | € 14,20
€ 12,50

ab 3 Tuben | je Tube | € 13,90
€ 11,90

BIS ZU
-18%

ab **11,90**

-15%

7,80



**SIOPLAST
SILIKON-
ADHÄSIV**

Haftvermittler für A- und C-Silikone.

10 ml
200 280 | 1 Fl. | € 9,20
€ 7,80

M+W select SIOPLAST A/AS

Elastomerer Präzisionsabformmaterial
auf Polyvinylsiloxanbasis, additions-
vernetzend (A-Silikon), in sehr hoher
Qualität zum günstigen Preis!

Sioplast A/A 380 putty –

knetbares Vorabformmaterial,
Orangengeschmack, lieferbar in
Dosen und in der Vollkartusche
für 5:1 Mischgeräte.

Sioplast AS light –

dünnfließend für die Korrektur-
abformung, Doppelmisch-/
Sandwichtchnik, Minzgeschmack,
im Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast AS medium –

mittelfließend für Korrektur- und
Fixationsabformung, Minzgeschmack,
im Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast AS/A 380 mono –

mittelfließend für die Einphasen-
abformung, Minzgeschmack,
lieferbar in der Vollkartusche
für 5:1 Mischgeräte und im
Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast A

(je 450 ml Basis- und Härterpaste,
2 Messlöffel):

putty

153 220 | 1 Pckg. | € 65,90
€ 59,90

putty soft

153 221 | 1 Pckg. | € 65,90
€ 59,90

ab 3 Pckgn.
einer Variante

| je Pckg. | € 63,90
€ 55,90

Sioplast A 380

(2 x 380 ml Kartusche, 1 Fixierring):

putty

237 240 | 1 Pckg. | € 129,90
€ 117,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 126,90
€ 109,90

mono

153 281 | 1 Pckg. | € 145,90
€ 132,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 139,90
€ 123,90

Sioplast AS

(2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen):

light regular (normalhärtend),

12 Mischkanülen gelb
153 225 | 1 Pckg. | € 32,90
€ 29,90

light fast (schnellhärtend),

12 Mischkanülen gelb
153 226 | 1 Pckg. | € 32,90
€ 29,90

medium,

12 Mischkanülen grün
153 227 | 1 Pckg. | € 32,90
€ 29,90

ab 3 Pckgn.
einer Variante

| je Pckg. | € 31,90
€ 28,10

Sioplast AS mono

6 Mischkanülen grün
153 280 | 1 Pckg. | € 42,60
€ 38,80

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 40,90
€ 36,10

Dynamische Mixing-Tips, 40 Stck.

237 241 | 1 Pckg. | € 49,90
€ 44,90

Fixierring für Mixing-Tips, 2 Stck.

237 242 | 1 Pckg. | € 10,50
€ 9,45

Mischpistole 1:1/1:2

237 222 | 1 Pckg. | € 44,90
€ 38,10



ab **28,10**

BIS ZU
-15%

M+W select ANMISCHBECHER CLEAR NEU

Flexible Silikonbecher zum Anrühren von Alginaten, Gipsen und Einbettmassen.

grün, 105 x 67 mm
 193 907 | 1 Stck. | € 3,10
 € 2,60

orange, 85 x 52 mm
 193 908 | 1 Stck. | € 2,80
 € 2,30

BIS ZU -18%

ab **2,30**

M+W select GIPS-ANRÜHRBECHER

Selbstreinigende, flexible Silikonbecher zum Anrühren von Gipsen und Einbettmassen, Farbe: dunkelgrün.

Gr. 1, mittel, 12 cm Ø, 9 cm hoch
 022 971 | 1 Stck. | € 3,95
 € 3,50
 ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,50
 € 3,30

Gr. 2, groß, 13 cm Ø, 11 cm hoch
 022 972 | 1 Stck. | € 4,40
 € 3,95
 ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,95
 € 3,70

ab **3,30**

BIS ZU -16%

M+W select DISPENSER

Dispenser für Sicherheitskartuschen-System. Bitte entsprechende Mischungsverhältnisse beachten.

-15% **38,10**

Mischpistole:
 4:1/10:1
 100 183 | 1 Pckg. | € 44,90
 € 38,10

Schieber 4:1
 000 219 | 1 Pckg. | € 9,90
 € 8,40

M+W select SCHAUMSTOFF-PELLETS

Als Medikamententräger.

Größe 1, Ø ca. 4 mm, 3.000 Stck.
 000 521 | 1 Pckg. | € 16,50
 € 14,00

Größe 2, Ø ca. 5 mm, 1.000 Stck.
 000 522 | 1 Pckg. | € 13,50
 € 11,50

Größe 3, Ø ca. 8 mm, 500 Stck.
 000 523 | 1 Pckg. | € 12,90
 € 11,00

keilförmig, 8 x 6 mm, 500 Stck.
 000 542 | 1 Pckg. | € 12,90
 € 11,00

ab **11,-**

-15%



BIS ZU
-21%

ab **4,90**

M+W select KÄLTESPRAY

Minzaroma. FCKW-frei, Butan/
Propan-Gemisch (brennbar!)
Austrittstemperatur -50 °C.



Dose, 200 ml

000 093 | 1 Dose | ~~€ 6,20~~
€ 5,60

ab 12 Dosen | je Dose | ~~€ 5,90~~
€ 5,30

ab 24 Dosen | je Dose | ~~€ 5,60~~
€ 4,90

M+W select RETRAKTIONSFÄDEN

Ungetränkter, gestrickter Retraktionsfaden aus 100% Baumwolle. Spaltet sich beim Einbringen in den Sulcus nicht auf und frant nicht aus. Durch die besondere Strickung, winzige Schlaufen die eine ineinandergreifende Kette ergeben, gewährleisten die Retraktionsfäden eine hervorragende Gewebeverdrängung und eine große Aufnahme an Hemostatika. Fadenlänge: 275 cm, in einer Plastikdose mit integriertem Cutter im Deckel.

Größe	275 cm
000	300 270
00	300 271
0	300 272
1	300 273
2	300 274
1 Pckg.	€ 10,50 € 8,95



8,95 -15%



Fadenleger:
rostfrei, Griffdurchmesser 8 mm
500 205
1 Stck. | € 10,90
€ 9,30

M+W select RIM-LOCK

PERFORIERT
Aus Edelstahl (18/8) mit angeschweißtem Griff, Rand- und Innenbördelung (geschweißt), für alle Sterilisationsarten geeignet.

Satz mit 8 Löffeln:
je 1 Löffel in allen Größen OK und UK
022 650 | 1 Satz | € 69,90
€ 59,50

Form	PERFORIERT
OK S klein, PS 3	022 651
OK M mittel, PS 4	022 652
OK L groß, PS 5	022 653
OK XL extra groß, PS 6	022 654
UK S klein, PI 3	022 655
UK M mittel, PI 4	022 656
UK L groß, PI 5	022 657
UK XL extra groß, PI 6	022 658
partiell links, mittel*	022 680
partiell rechts, mittel**	022 681
je Stck.	€ 9,95 € 8,45

* (für Quadrant I und III)
** (für Quadrant II und IV)

GLATT
Aus rostfreiem Edelstahl (18/8), mit Rand und Innenbördelung (geschweißt). Nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

Satz mit 10 Löffeln:
je 1 Löffel in allen Größen OK und UK
098 650 | 1 Satz | € 87,90
€ 75,10

Form	GLATT
OK XS extra klein, BS 1	098 651
OK S klein, BS 2	098 652
OK M mittel, BS 2A	098 653
OK L groß, BS 3	098 654
OK XL extra groß, BS 5	098 655
UK XS extra klein, BI 1	098 656
UK S klein, BI 2	098 657
UK M mittel, BI 2A	098 658
UK L groß, BI 3	098 659
UK XL extra groß, BI 5	098 660
partiell links, mittel*	098 661
partiell rechts, mittel**	098 662
je Stck.	€ 9,95 € 8,45

BIS ZU
-15%

ab **8,45**

PERFORIERT



GLATT



M+W select MISCHKANÜLEN

NEU

Farbe	Mischkanüle 50 Stck.	Mischkanüle NT 50 Stck.
1:1/2:1 gelb	000 287 (1.)	400 285 (7.)
1:1/2:1 grün	000 288 (2.)	400 287 (8.)
1:1/2:1 rosa	000 280 (3.)	400 286 (9.)
1:1/2:1 blau	000 282 (4.)	400 288 (10.)
1:1/2:1 weiß	000 283 (5.)	-
4:1/10:1 blau	000 289 (6.)	-
je Pckg.	€ 38,50	€ 38,50
	€ 34,50	€ 34,50
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 37,50	€ 37,50
	€ 32,90	€ 32,90

Geeignet für die Mixpac Kartuschen im S-System 1:1/2:1 bzw. 4:1/10:1 zum Anmischen von Abform-, Bissregistrierungs-, provisorische Kronen & Brücken-, Zementierungs-, Befestigungs- und Stumpfaufbau Materialien.

Die verkürzte Mischkanüle NT ermöglicht einen bis zu 40% geringeren Materialverwurf gegenüber der Standard Mischkanüle.

ab **32,90**

BIS ZU **-15%**



NEU BIS ZU 40% WENIGER MATERIALVERWURF!

M+W select MISCHKANÜLEN

Intraoral-Tips, 100 Stck.

Gelb für Mischkanülen mit gelbfarbigem Verschluss. Transparent für Mischkanülen mit grün-, weiß- und rosa-farbigem Verschluss.

gelb (11.)	
500 201	1 Pckg. € 24,95
	€ 21,95
transparent (12.)	
000 285	1 Pckg. € 24,95
	€ 21,95
ab 2 Pckgn. einer Farbe	je Pckg. € 23,95
	€ 20,95



BIS ZU **-16%**

ab **20,95**

M+W select OCCLUSIONSSPRAY PLUS

Punktgenaue Dosierbarkeit durch Metall-Präzisionsprühröhrund Spezialventil. Der Pigmentfilm lässt sich schichtweise aufbauen und zeichnet ab 7 – 10 µm. Sehr feinkörnig. Lässt sich leicht wieder mit Wasser entfernen. Ein Occlusionsspray der Extraklasse mit ozonunschädlichem Treibgas. Farbe grün.

75 ml Dose + Metallsprühröhr	
000 951	1 Dose € 13,20
	€ 12,20
ab 5 Dosen	je Dose € 12,20
	€ 11,80



BIS ZU **-11%**

ab **11,80**

Wieder lieferbar mit Präzisionsröhrchen!

M+W select OCCLUSIONS-SPRAY

FCRW-frei, mit ozonunschädlichem Treibmittel. Besonders feiner, farb-starker Film. Wachs frei, ohne Lösungsmittel. Auch trockene Modelle werden wieder sauber. Toxikologisch absolut unbedenklich. Ausreichend für ca. 600 Applikationen.

Farbe	75 ml
grün	000 990
rot	000 991
je Dose	€ 9,40
	€ 8,90
ab 10 Dosen einer Farbe, je Dose	€ 8,90
	€ 7,90



BIS ZU **-16%**

ab **7,90**

VERBESSERTE REZEPTUR



M+W select ARTIKULATIONS-PAPIER 40µm

Für die Routine-Kontrolle und Feinprüfung der Occlusion, 22 x 110 mm.

10 Heftchenpackungen
à 12 Streifen:

blau	300 902	1 Pckg.	€ 8,50
			€ 7,90
rot	300 903	1 Pckg.	€ 8,50
			€ 7,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe		je Pckg.	€ 8,30
			€ 7,60

ab **7,60**

**BIS ZU
-11%**



M+W select ARTIKULATIONS-PAPIER 200µm

Für die grobe occlusale Prüfung beim Einpassen von Kronen, Brücken und Prothesen. Einfache Entnahme der Streifen dank der praktischen Spenderbox.

Spenderbox mit 300 Blatt:

blau	300 900	1 Pckg.	€ 13,20
			€ 12,50
rot	300 901	1 Pckg.	€ 13,20
			€ 12,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe		je Pckg.	€ 12,90
			€ 11,80

ab **11,80**

**BIS ZU
-11%**

M+W select ARTIKULATIONS-PAPIERHALTER

Sehr hochwertig verarbeiteter Artikulationspapierhalter aus rostfreiem Edelstahl. Durch die spezielle Fräsung wird auch die dünnste Artikulationsfolie durchgängig festgehalten, kein Wegrutschen der Folie mehr.

Artikulationspapierhalter

000 900	1 Stck.	€ 11,90
		€ 10,70



ab **10,70**

-10%

M+W select ORANGE CLEANER

Reinigungsmittel auf Basis von Orangenöl zum Entfernen von Abdruckpasten, Silikonem, Zinkoxid etc. von Flächen und Instrumentarium.

Orange Cleaner:

Kunststoffflasche, 250 ml

000 250	1 Fl.	€ 8,70
		€ 7,80
ab 3 Fl.	je Fl.	€ 8,30
		€ 7,40



**BIS ZU
-15%**

ab **7,40**

M+W select KERAMIK-ÄTZGEL

5%ige Fluorwasserstoffsäure zum Ätzen von Keramikrestaurationen. Die Haftung zwischen Keramikoberfläche und Befestigungscompositen wird durch die Herstellung eines retentiven Ätzmusters erhöht. Eine optimale Gel-Konsistenz ermöglicht eine leichte und präzise Applikation.

6 ml

000 989	1 Fl.	€ 37,90
		€ 36,50
ab 3 Fl.	je Fl.	€ 36,90
		€ 34,10



ab **34,10**

-10%

M+W select SILANISIERUNGSLIQUID

M+W Silanisierungsliquid ist ein Oberflächenbehandlungsmittel, das eine beständige chemische Bindung zwischen Metall-Composite, Keramik-Composite und Composite-Composite nach vorheriger Silikatisierung gestattet. Zur Silikatisierung der Oberflächen können gängige Verfahren wie Rocatec von 3M angewandt werden. Das enthaltene Silan ermöglicht eine dauerhafte und randspaltenfreie Verbindung zwischen den genannten Oberflächen.

8 ml

000 910	1 Fl.	€ 45,90
		€ 41,30



ab **41,30**

-10%

M+W select HÄNDEDESINFEKTION

2-Propanol 70 % (V/V), Bakterizid (inkl. TbB), fungizid, Zul.-Nr. 1599 98 99.
Anwendungsgebiet: Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion sowie für Kühllumschläge.
Art der Anwendung: Zum Auftragen auf die Haut. Parfüm- und farbstofffrei.
Gegenanzeigen: M+W Händedesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden anzuwenden.
Hinweis: M+W Händedesinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Gut verschlossen aufbewahren, alkoholhaltig, entzündlich, vor Anwendung elektrischer Geräte gut trocknen lassen, Flammpunkt 24 °C.
Einwirkzeiten: Bakterien und Pilze (Candida albicans): Hygienische Händedesinfektion nach VAH und EN 1500:
 Konz: 30 sec. Chirurgische Händedesinfektion nach VAH und EN12791:
 Konz: 5 min. TbB (Tuberkulose) nach EN 14348
 (hohe Belastung): Konz: 30 sec. Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV):
 Konz: 15 sec. Noro-Viren gem. EN 14476: Konz: 30 sec.

ab **5,20**

-15%



Spenderflasche, 500 ml
 (nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 781)
000 764 | 1 Fl. | **€ 6,10**
 € 5,20

Spenderflasche, 1 l
 (nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 782)
000 766 | 1 Fl. | **€ 9,30**
 € 7,90

Kanister, 5 l
 (nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 783)
000 767 | 1 Kan. | **€ 44,50**
 € 38,00



M+W select WASCHLOTION SOFT

Medizinische Handwaschseife mit Vitaminen und hautfreundlichem pH-Wert. Kein Austrocknen der Hände auch bei häufigem Händewaschen durch rückfettende Wirksubstanzen, Vitamine verleihen der Haut zusätzlich Spannkraft und Pflege. Dermatologisch getestet, angenehm frischer Duft.

Spenderflasche, 500 ml
200 745 | 1 Fl. | **€ 4,40**
 € 3,75

Spenderflasche, 1 l
200 746 | 1 Fl. | **€ 6,95**
 € 5,90

Kanister, 5 l
200 748 | 1 Kan. | **€ 26,90**
 € 22,80



ab **3,75** **-15%**

M+W select SPRÜHDESINFEKTION ALKOHOLFREI

Aldehyd- und alkoholfreie Sprühdeseinfektion, gebrauchsfertig. Zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Hand- und Winkelstücke und allen Flächen im medizinischem Bereich, die empfindlich auf Alkohol reagieren, wie z. B. Acrylglas und Kunstlederoberflächen. Wirksam gegen HBV, HCV, HIV, Inaktivierung von Rotaviren, bakterizide Wirkung und fungizide Wirkung in 1 Minute. Angenehm leichter Limonenduft. Die 750 ml Sprayflasche ist mit einem Duo Spraykopf ausgestattet. Sie können wie gewohnt spraysen, aber auch umstellen auf die Schaumspüpfunktion. Bei dieser Funktion entsteht kein Spraynebel und der Schaum haftet besser auf vertikalen Flächen. VAH gelistet.

750 ml Flasche, mit Schaumspüpkopf
000 710 | 1 Fl. | **€ 12,90**
 € 10,95

Kanister, 10 l
000 711 | 1 Kan. | **€ 72,50**
 € 61,60



-15%
 ab **10,95**

M+W select SPRÜHDESINFEKTION PLUS

Aldehydfreie Sprüh- und Wischdesinfektion zur Reinigung und Desinfektion von Flächen und medizinischen Gegenständen. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (z. B. Acrylglas, Polster) anwenden. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet.

ab **9,50**

-15%



Sprühflasche, 1 l, ohne Sprühkopf:
 Plus
200 727 | 1 Fl. | **€ 11,20**
 € 9,50

Plus lemon
200 729 | 1 Fl. | **€ 11,20**
 € 9,50

Kanister, 10 l:
 Plus
200 728 | 1 Kan. | **€ 66,50**
 € 56,50

Plus lemon
200 730 | 1 Kan. | **€ 66,50**
 € 56,50

Plus apple
200 732 | 1 Kan. | **€ 66,50**
 € 56,50



M+W select MAXI WIPES

Ungetränkte, weiche Tücher (20 x 30 cm) für die Reinigung von großen Flächen. Die Tücher sind aus einer Mischung von Polyester und Vlies. Die Strukturierung sorgt für eine gleichmäßige Flüssigkeitsaufnahme und Abgabe. Sehr reißfest und fusselfrei. Zur Tränkung empfehlen wir 1 – 1,5 l M+W Sprühdeseinfektion.

150 Blatt
100 763 | 1 Rolle | **€ 15,50**
 € 13,90
 ab 6 Rollen | je Rolle | **€ 14,90**
 € 12,90

Quattro Eimer
 mit Depotdeckel zur Aufbewahrung von getränkten Großformattüchern
100 751 | 1 Pckg. | **€ 8,50**



ab **12,90** **BIS ZU -17%**



NEU



WET WIPES FLOWPACK

Gebrauchsfertige, alkoholreduzierte Desinfektionstücher (25 x 25 cm) für die Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und wischbaren Flächen. Hervorragende Materialverträglichkeit. Im praktischen Flowpack zum wieder-verschliessen. Breites Wirkungsspektrum und schnelle Wirksamkeit. Neutraler Duft.

Flowpack, 80 Tücher

100 717 | 1 Pckg. | € 9,90

Gropa, 6 x 80 Tücher

100 718 | 1 Pckg. | € 45,00
€ 36,00

*Hinweis: Biozidprodukte sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und
Produktinformationen lesen.*

-20%

80 Tücher
ab **6,-**



ab **3,90**

**BIS ZU
-17%**



DESINFEKTIONSTÜCHER PLUS

Mit alkoholhaltiger Lösung vorgetränkte Tücher (12 x 20 cm) zur Desinfektion und Reinigung von kleinen Flächen und medizinischen Gegenständen. Angenehme, fusselfreie Tuchqualität. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet, aldehydfrei. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (Acrylglas, Polyester) anwenden.

Dose mit 100 Tüchern:

Plus
200 735 | 1 Dose | € 5,70
€ 5,10

Plus lemon
200 737 | 1 Dose | € 5,70
€ 5,10

Plus apple
200 739 | 1 Dose | € 5,70
€ 5,10

Refill mit 100 Tüchern:

Plus
200 736 | 1 Pckg. | € 4,70
€ 4,30

Plus lemon
200 738 | 1 Pckg. | € 4,70
€ 4,30

Plus apple
200 740 | 1 Pckg. | € 4,70
€ 4,30

ab 12 Pckgn.
einer Sorte | je Pckg. | € 4,30
€ 3,90



WET WIPES MAXI

Alkoholhaltige, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher (20 x 30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen in angenehm frischen Duft. Die Tücher sind aus einem wertigen, fusselfreien Vliesmaterial. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

35,30

-15%

2 Rollen à 150 Blatt (20 x 30 cm):

AF
100 766 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 35,30



Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung
von getränkten Großformattüchern
100 751 | 1 Pckg. | € 8,50



WET WIPES SOFT

Alkoholhaltige, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

35,30

-15%

2 Rollen à 90 Blatt (28 x 30 cm):

AF
100 755 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 35,30

lemon (Limonenduft)
100 756 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 35,30

green apple (Apfelduft)
100 757 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 35,30

Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung
von getränkten Großformattüchern
100 751 | 1 Pckg. | € 8,50



WET WIPES SOFT ALKOHOLFREI

Alkoholfreie, vollviruzide, gebrauchsfertige Tücher (28 x 30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Mit frischem Duft. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), vollviruzid, wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch
stets Etikett und Produktinformation lesen.*

2 Rollen à 75 Blatt

100 758 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 35,30

Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung
von getränkten Großformattüchern
100 751 | 1 Pckg. | € 8,50



35,30 -15%

ab **33,50**

BIS ZU -16%



VAH
gelistet

M+W select ULTRASUC SUPER

Aldehyd-, phenol- und chlorfreies Desinfektions- und Reinigungskonzentrat für dentale Absauganlagen aller Art auf der Basis von Quartären Ammoniumverbindungen (QAVs). Für Anlagen mit und ohne Amalgamscheider. Schaumarm und desodorierend. Entspricht den gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit nach TRGS 525/540. Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. Tbc), fungizid, begrenzt viruzid (HBV, HCV, HIV), Einwirkzeit nach VAH/DGHM 2% – 5 Min. Farbe: klar.

5 l	000 787	1 Kan.	€ 39,90		
			€ 35,90		
			€ 38,50		
			€ 33,50		

ab **17,90**

BIS ZU -16%



VAH
gelistet

M+W select ULTRASUC SUPER CLEANER

Hochwirksames Zusatzreinigungskonzentrat zur gründlichen Reinigung von Absauganlagen und Amalgamscheidern. Löst hartnäckige Ablagerungen, Verkrustungen, Verschmutzungen durch Eiweiß usw. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung von Pulverstrahlgeräten, bei der Reinigung von Abflussleitungen, bei problematischem Leitungswasser oder Abwasserleitungen mit ungünstigem Gefälle. Wöchentliche Anwendung 5 – 10%, Einwirkzeit ca. 0,5 – 2 Stunden.

2 l	000 779	1 Fl.	€ 21,30		
			€ 18,90		
			€ 20,30		
			€ 17,90		

M+W select SEPTOPRINT KONZENTRAT

Konzentrat für die Desinfektion von allen gängigen Abformmaterialien wie A-/C-Silikone, Hydrocolloide, Alginate, Polyether sowie Zahnersatz. Besonders ergiebig, mit 1 l Konzentrat können 50 l Desinfektionslösung angesetzt werden. Dabei wirkt Septoprint Konzentrat bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV) bei einer Einwirkzeit von 15 Minuten – 2%. Abformung vor dem Ausgießen mit klarem Wasser abspülen. Farbe grün, mit angenehmem Blumenduft.

Dosierflasche, 1 l	100 725	1 Fl.	€ 30,90		
			€ 26,50		



VAH
gelistet

-14%

ab **26,50**

M+W select SEPTOPRINT PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion aller zahnärztlichen Abformmaterialien. Sehr gute Materialverträglichkeit und sehr breites Wirkungsspektrum bei einer Einwirkzeit von nur 1 Minute, VAH-gelistet.

5 l	200 725	1 Kan.	€ 50,90		
			€ 45,90		
			€ 49,50		
			€ 43,90		

Dosierpumpe für 2 l, 5 l und 10 l, per Hub 20 ml
(Schlauch kann entsprechend zugeschnitten werden)

000 770	1 Stck.	€ 9,40			
---------	---------	--------	--	--	--



VAH
gelistet

-14%

ab **43,90**



ab **40,90**

BIS ZU
-16%



M+W select FLÄCHENDESINFEKTION PLUS

Aldehydfreies Konzentrat zur Reinigung von großen Flächen und Inventar im medizinischen und nicht medizinischen Bereich. Angenehmer, leichter Geruch. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet. Nicht als Sprühdeseinfektion und nur gemäß auf dem Etikett angegebenen Konzentrationen verwenden!

5 l
200 734 | 1 Kan. | € 48,90
 | | € 43,90
ab 2 Kan. | je Kan. | € 46,90
 | | € 40,90



ab **8,80**

BIS ZU
-16%

M+W select MUNDSPÜLBECKENREINIGER AF

Gebrauchsfertige Lösung zur gründlichen Reinigung und Desinfektion der Mundspülbecken in praktischer Spritzflasche. Entfernt Blut, Kalk, Rückstände von Plaquefärbemitteln sowie Abformmaterialien und sonstige Rückstände und deckt dabei ein umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien und Pilze ab.

750 ml
100 732 | 1 Fl. | € 10,50
 | | € 9,50
ab 6 Fl. | je Fl. | € 9,50
 | | € 8,80

M+W select UNIVERSALSPRAY

Pflegespray für Turbinen-, Hand- und Winkelstücke.

500 ml
037 712 | 1 Dose | € 18,50
 | | € 16,50
ab 6 Dosen | je Dose | € 17,90
 | | € 15,50

Universaladapter (1.):
für Intramatic-Anschluss aus
Metall, autoklavierbar bis 134 °C
100 704 | 1 Stck. | € 7,60
 | | € 6,80

Adapter Z (2.):
Zusatzadapter für Winkelstückköpfe
aus Kunststoff

100 705 | 1 Stck. | € 3,50
 | | € 2,95

Turbinenadapter (3.):
für W&H-Turbinen, aus Metall,
autoklavierbar bis 134 °C

100 706 | 1 Stck. | € 7,50
 | | € 6,70

Turbinenadapter (4.):
für KaVo-Turbinen (Multiflex-Anschluss)
aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C

100 707 | 1 Stck. | € 7,50
 | | € 6,70



ab **15,50**

BIS ZU
-16%

M+W select TRAY CLEANER

Der M+W Tray Cleaner ist ein Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Der Spezialreiniger löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenol, Carboxylat- und Phosphatzementen, Gipsen sowie thermoplastischen Abformmassen und Wachsen. Auch Abform-Adhäsive werden mit abgelöst. Anwendung 5 – 10%ig, kann bei sehr starker Verschmutzung auch als Konzentrat pur verwendet werden. Die Lösung kann auch im Ultraschallbad eingesetzt werden. Der Spezialreiniger ist für nichtrostende Gegenstände geeignet. Chrom-Nickel- und Aluminiumteile sollten nicht gemeinsam gereinigt werden.

Dosierflasche, 1 l
100 700 | 1 Fl. | € 20,90
 | | € 18,80

Kanister, 5 l
100 701 | 1 Kan. | € 77,90
 | | € 70,10

ab **18,80** BIS ZU
-10%



M+W select T-ÖLSPRAY

Zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen.

250 ml
100 703 | 1 Dose | € 21,50
 | | € 18,90
ab 6 Dosen | je Dose | € 20,90
 | | € 17,90

BIS ZU
-17%

ab **17,90**



M+W select SENSORSPENDER 1000

Technische Daten:
Maße (H x B x T): ca. 362 x 112 x 123 mm

119,-* **-25%**

- Lieferumfang:
- Batterie-Set
 - Universal-Schlauchpumpe und Adapter-Set mit Ein- und Ausdrehhilfe sowie keimarmer Flaschenbelüftung
- 100 785 | 1 Stck. | € 159,00
€ 119,00*
- Netz-Adapter
159 742 | 1 Stck. | € 24,00

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



M+W select UNIVERSAL ARMHEBELSPENDER

Universeller Desinfektionsmittel- und Seifenspender für 500 ml und 1 l. Stabiler Armhebel für einfaches und sicheres Betätigen mittels Ellenbogen, abschließbare Verschlussplatte und auswechselbare Pumpe für noch mehr Sicherheit bei der täglichen Hygiene. Die Dosiermengen sind flexibel einstellbar.

Maße: H 31 x B 10 x T 9 cm
(Tiefe inkl. Armhebel 22 cm)
Im Lieferumfang ist eine Leerflasche enthalten.
Tropfschale ist optional erhältlich – bei Wunsch bitte separat bestellen.

400 523 | 1 Stck. | € 51,90
€ 46,90

Tropfschale
400 521 | 1 Stck. | € 11,90

Ersatzpumpe NEU
400 524 | 1 Stck. | € 8,30



-10%

46,90

M+W select SCHUTZMANTEL

Flüssigkeitsabweisender Schutzkittel aus Vlies-Material. Mit Taillengürtel, Bändchen im Nacken und Strickbündchen, Länge: 120 cm. Farbe: blau.

unsteril, 10 Stck.
400 553 | 1 Pckg. | € 19,50
€ 16,50

steril, 1 Stck.
400 554 | 1 Stck. | € 3,50
€ 2,95

ab 10 Stck. | je Stck. | € 2,95
€ 2,40



ab 2,40 **BIS ZU -31%**

M+W select NITRIL ARBEITSHANDSCHUH

Größe 1 Paar

S 400 705

M 400 706

1 Pckg. € 3,60
€ 3,20

ab 5 Pckgn. einer Größe, je Pckg. € 3,20
€ 2,90

Flockgefütterter Nitril Arbeitshandschuh für den Schutz im sterilen Bereich während der Instrumentenaufbereitung. Der lange Schaft schützt Hände und Arme. Paarweise verpackt.



BIS ZU **-19%**

ab 2,90

M+W select EINWEGFILTER

Einwegfilter für Separierautomatik und Selektivanlagen. Der Filter ist komplett aus Kunststoff mit engmaschiger und sehr guter Filterwirkung. Universell für Absauganlagen einsetzbar.

gelb, 12 Stck.
100 562 | 1 Pckg. | € 23,90
€ 21,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 22,50
€ 20,30

ab 20,30

BIS ZU **-15%**



M+W select HARTPAPIER-BECHER

Umweltfreundliche Alternative zu Bechern aus Plastik. Mundspülbecher aus Hartpapier mit PE-Beschichtung. Deutlich formstabiler als herkömmliche Plastik-Einwegbecher. Fassungsvermögen: 180 ml. Farbe: weiß.

Karton mit 1.000 Stck.
400 500 | 1 Pckg. | € 53,90
€ 45,90



-15% 45,90



MUNDSPÜLBECHER

Farbintensiver und grifftabler Polypropylen-Mundspülbecher.
Für alle handelsüblichen, manuellen Spender geeignet.
Fassungsvermögen: ca. 180 ml, Ø oben: 70 mm, Höhe: 83 mm.

Farbe	1.000 Stck.	3.000 Stck.
weiß (1.)	700 560	700 540
dunkelblau (2.)	700 561	700 541
cedro (3.)	700 562	700 542
gelb (4.)	700 563	700 543
orange (5.)	700 564	700 544
lila (6.)	700 565	700 545
hellblau (7.)	700 566	700 546
weinrot (8.)	700 567	700 547
schwarz (9.)	700 568	700 548
6 Farben sortiert*	700 569	700 549
1 Karton	€ 29,90	€ 68,90
	€ 26,90	€ 61,90
ab 2 Kartons einer Farbe/ Ausführung, je Karton	€ 28,90	€ 66,90
	€ 25,50	€ 58,50

* orange, gelb, dunkelblau,
lila, cedro, hellblau

PREMIUMQUALITÄT!



ab **25,50**

BIS ZU
-15%



CHIRURGISCHE ABSAUGKANÜLE

Sterile, einzeln verpackte chirurgische
Absaugkanüle mit einer Ansaugöffnung
von 2,5 mm. Inklusive Doppeladapter
von 11 auf 16 mm Ø.

20 Kanülen, 1 Doppeladapter
059 528 | 1 Pckg. | € 18,50
€ 16,50
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 16,90
€ 15,50



BIS ZU
-16% ab **15,50**



EINMALSPICHELZIEHER

Flexibler Einmalspichelzieher mit
abnehmbarer Kappe. Länge 12,5 cm.

Farbe	1.000 Stck.
blau	059 502
grün	059 503
pink	059 504
gelb	059 505
orange	059 509
1 Karton	€ 36,90
	€ 32,90
ab 2 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 34,90
	€ 30,90



100 Stck.:
weiß
059 500 | 1 Pckg. | € 3,90
€ 3,50
glasklar
059 501 | 1 Pckg. | € 3,90
€ 3,50
ab 10 Pckgn.
sortiert | je Pckg. | € 3,70
€ 3,30
ab 20 Pckgn.
sortiert | je Pckg. | € 3,50
€ 3,10

BIS ZU
-21% ab **3,10**



M+W select PREMIUM POLYMER HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Für leichteres An- und Ausziehen ist die Innenseite mit einer speziellen Polymerschicht überzogen. Doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1,5, hergestellt gem. EN 455, Farbe weiß.

Größe	100 Stck.	
5-6, extraklein	100 505	
6-7, klein	100 506	
7-8, mittel	100 507	
8-9, groß	100 508	
9-10, extragroß	100 509	
1 Pckg.	€ 9,90	
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,90	



ab **8,90**

M+W select COLORGLOVE

Puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauter Oberfläche und Rollrand in vielen frischen Farben. Sehr gutes Tastgefühl und hohe Elastizität. AQL 1,5, EN 455.

Größe	kobaltblau	fuchsia
	100 Stck.	100 Stck.
extraklein	500 560	500 571
klein	500 561	500 572
mittel	500 562	500 573
groß	500 563	–
1 Pckg.	€ 9,90	€ 9,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,90	€ 8,90



ab **8,90**

M+W select PREMIUM LATEX HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. AQL 1,5, EN 455. Farbe: weiß.

Größe	100 Stck.	
extraklein	100 516	
klein	100 517	
mittel	100 518	
groß	100 519	
extragroß	100 520	
1 Pckg.	€ 9,90	
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,90	



ab **8,90**



M+W select LATEX-HANDSCHUHE LEICHT GEPUDERT

Unsteriler, leicht gepudertes Latex-Handschuh, AQL 1,5. Hoher Tragekomfort, besonders dünn, aber reißfest.

Größe	100 Stck.	
klein	300 581	
mittel	300 582	
groß	300 583	
1 Pckg.	€ 7,50	
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 6,50	



ab **6,50**



M+W select PREMIUM VINYL HANDSCHUHE

Größe	100 Stck.	
6-7, klein	000 535	
7-8, mittel	000 536	
8-9, groß	000 537	
1 Pckg.	€ 5,90	
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 4,90	

Unsteriler, puderfreier Vinyl-Handschuh, AQL 1,5, frei von allergenen Proteinen, gute Passform.



ab **4,90**





PREMIUM NITRIL HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Die Herstellung dieser Premium Handschuhe erfolgt mit vielen manuellen Arbeitsschritten. Dies gewährt zusätzlich eine höhere Qualität als bei Handschuhen aus rein maschineller Fertigung. Doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1.5, hergestellt gem. EN 455.

Größe	weiß	100 Stck.
extraklein	200 524	
klein	200 525	
mittel	200 526	
groß	200 527	
1 Pckg.	€ 8,90	
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 7,90	



ab **7,90**



NITRIL HANDSCHUHE

Größe	natur 100 Stck.	saphir 100 Stck.	violett 100 Stck.	cobalt 100 Stck.	magenta 100 Stck.
extraklein	600 501	-	-	-	-
klein	600 502	600 507	400 531	600 526	-
mittel	600 503	600 508	400 532	600 527	-
groß	600 504	600 509	400 533	600 528	600 553
1 Pckg.	€ 5,90	€ 6,90	€ 6,90	€ 6,90	€ 6,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 4,90	€ 5,90	€ 5,90	€ 5,90	€ 5,90



ab **4,90**

Puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1.5, hergestellt gem. EN 455.



COLORMASK

Farbe	mit Gummizug, 50 Stck.	zum Binden, 50 Stck.
weiß	700 520	700 530
blau	700 521	700 531
fuchsia	700 522	700 532
lila	700 523	700 533
grün	700 524	700 534
freshgreen	700 525	-
je Pckg.	€ 8,95	€ 8,95
ab 10 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 8,45	€ 8,45
ab 20 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 7,95	€ 7,95

- 3-lagiger Mundschutz
- > 99% Filterleistung
- Latex- und glasfaserfrei
- Gummibänder mit Watte umhüllt
- Extralanger Nasenbügel aus Metall

Maskenhalter

500 549	1 Stck.	€ 2,50
		€ 2,10
ab 10 Stck.	je Stck.	€ 1,95
		€ 1,75



ab **7,95**



M&W Dental



NORMTRAY-EINLAGEN / SCHWEBETISCHAUFLAGEN

Farbe	NORMTRAY-EINLAGEN 18 x 28 cm, 250 Stck.	SCHWEBETISCH-AUFLAGEN 28 x 36 cm, 250 Stck.
weiß	098 530	500 535
gelb	098 512	500 540
orange	098 552	500 537
rosa	198 534	500 536
fuchsia	-	500 544
lila	198 533	500 538
hellgrün	300 585	500 541
grün	098 507	500 539
hellblau	098 508	500 543
dunkelblau	300 586	500 542
1 Pckg.	€ 6,40 € 5,95	€ 12,90 € 11,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	-	€ 12,60 € 11,10
ab 10 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 6,20 € 5,70	-
ab 20 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 5,95 € 5,50	-

ab **5,50** **BIS ZU -14%**

M+W select PLASTIJECT

Patientenumhang aus Polyethylenfolie, auf Rolle, 53 x 75,3 cm.

Farbe	200 Stck.
weiß	048 505
blau	048 507
grün	048 509
1 Pckg.	€ 19,50 € 17,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,95 € 16,95

ab **16,95**
BIS ZU -13%



M+W select PLASTIJECT PLUS

80 Stck.

weiß	075 555
grün	075 560
blau	075 556
gelb	075 561
orange	075 562
lila	075 563
rosa	075 564
1 Pckg.	€ 16,95 € 15,10
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 16,50 € 14,20

Patientenumhang aus dünner PE-Folie mit saugstarker Zellstoffauflage, perforiert, auf Rolle, mit Bändern zum Binden, 53 x 61 cm.

ab **14,20**
BIS ZU -16%




M+W select KOPFSCHUTZTASCHEN

Kopfstützenschoner aus einer Lage Papier und einer Lage PE-Folie für einen hygienischen und sicheren Schutz der Behandlungseinheit. Universelle Größe, 25 x 33 cm, somit passend für alle gängigen Behandlungseinheiten.

Farbe	500 Stck.
weiß	700 555
hellblau	700 556
lila	700 557
cedro	700 558
capri dunkelblau	700 559
1 Pckg.	€ 42,90 € 38,50



38,50
-10%



PROFESSIONAL TOWELS

Patientenservietten bestehend aus einer Schicht Polyethylenfolie und spezieller Zellulose. Für eine hygienische und einfachere Aufbewahrung zu je 50 Stück in einer Folie verpackt, 45 x 33 cm.

Farbe	10 x 50 Stck.
weiß	085 500
dunkelblau	085 502
orange	085 503
grün	085 504
lila	085 505
rosa	085 506
gelb	085 507
1 Karton	€ 25,90 € 23,90
ab 3 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 24,90 € 22,90



ab **22,90**

BIS ZU **-12%**



SERVIETTENHALTER

Farbenfrohe Serviettenhalter mit erhöhtem Tragekomfort für den Patienten durch Verstärkung im Nackenbereich. Länge ca. 48 cm, autoklavierbar bis 121 °C.

Farbe	
hellblau	700 595
gelb	700 594
orange	700 597
grün	700 590
rosa	700 592
lila	700 591
dunkelblau	700 593
limone	700 596
1 Stck.	€ 3,90 € 3,50
ab 5 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 3,50 € 3,30



ab **3,30**

BIS ZU **-15%**



EINWEGSERVIETTENHALTER

Selbstklebender Einwegserviettenhalter aus weichem Kreppmaterial, das sich in beliebige Länge ziehen lässt, dadurch passend für Erwachsene und Kinder. Lästiges Aufbereiten der Serviettenhalter entfällt. Somit entsprechen Einwegserviettenhalter den aktuellen Hygieneempfehlungen.

250 Stck.
200 516 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 9,70



9,70

-16%



NASSKREPPSERVIETTEN

Im Spenderkarton, 34 x 38 cm. Mit hoher Grammaturn, dadurch hochsaugfähig und nassfest. Farbe: weiß.

1.000 Stck.
098 513 | 1 Pckg. | € 33,90
€ 31,90
ab 6 Pckgn. | 1 Pckg. | € 31,90
€ 30,50

-10%

30,50



SOFT TOWELS

2-lagiger Patientenschutz aus einer extra weichen, hochsaugfähigen Papierlage + einer feuchtigkeitsundurchlässigen Lage PE-Folie (Safe Back), 37 x 33 cm.

Farbe	500 Stck.
weiß	085 520
med. blau	085 524
hellblau	085 523
1 Karton	€ 24,90 € 21,90
ab 3 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 23,90 € 20,90



ab **20,90**

BIS ZU **-16%**

M+W select ZELLSTOFF-TUPFER

4 x 5 cm, passend für Pur-Zellin-Box und Askina Brauncel Spender.

2 Rollen à 500 Stck.

400 569 | 1 Pckg. | € 5,25

€ 4,65

ab 6 Pckgn. | je Pckg. | € 4,95

€ 4,30

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 4,65

€ 4,00

ab 4,-

BIS ZU -24%



M+W select WATTEROLLENSPENDER

Zur hygienischen Aufbewahrung und Entnahme von Watterollen. Innenmaße: B 43 x H 85 x T 95 mm.

weiß

063 513 | 1 Stck. | € 14,90

€ 12,60

gelb

063 531 | 1 Stck. | € 14,90

€ 12,60

blau

063 532 | 1 Stck. | € 14,90

€ 12,60

12,60

-15%



M+W select WATTEROLLEN MIT ZELLSTOFF

Hochsaugfähige, fusselfreie Watterollen aus Baumwolle mit Viskosefasern. Durch die zusätzlichen Viskosefasern sind die Watterollen sehr formstabil. Die weiche Oberfläche aus reiner Baumwolle sorgt für erhöhten Patientenkomfort. Länge 38 mm, hygienisch im Polybeutel verpackt.



Größe / Ø 300 g

1 / 0,8 cm 500 530

2 / 1,0 cm 500 531

3 / 1,2 cm 500 532

4 / 1,4 cm 500 533

1 Pckg. € 6,50

€ 5,90

ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg. € 6,20

€ 5,70

ab 20 Pckgn. einer Größe, je Pckg. € 5,90

€ 5,50

ab 5,50

BIS ZU -15%

M+W select MULLTUPFER

Neue Mulltupfer aus 100% Baumwolle zur Wundversorgung, schnell saugend, fädchenfrei. Steril verpackt in umweltfreundlicher, stabiler Kartonage.

Erbse, 500 Stck.

400 574 | 1 Pckg. | € 18,90

€ 16,90

Haselnuss, 500 Stck.

400 575 | 1 Pckg. | € 21,50

€ 18,90

Walnuss, 500 Stck.

400 576 | 1 Pckg. | € 28,50

€ 24,20

Pflaume, 300 Stck.

400 577 | 1 Pckg. | € 28,90

€ 24,60



Hühnerei, 150 Stck.

400 578 | 1 Pckg. | € 28,50

€ 24,20

BIS ZU -15%

ab 16,90



ab 7,80

-10%

M+W select WATTEKÜGELCHEN

Hergestellt aus 100% Baumwolle, chlorfrei gebleicht, unsteril. Hygienische Aufbewahrung in stabiler Kunststoffdose mit Entnahmestern.

Größe 1, 3 mm, 2,5 g

400 570 | 1 Pckg. | € 9,70

€ 8,70

Größe 2, 4 mm, 4 g

400 571 | 1 Pckg. | € 11,30

€ 10,20

Größe 3, 5,5 mm, 4 g

400 572 | 1 Pckg. | € 8,65

€ 7,80

Größe 4, 7 mm, 10 g

400 573 | 1 Pckg. | € 9,30

€ 8,40

69,⁹⁰ -16%



M+W select EDELSTAHL ASPIRATIONSSPRITZE

100 699 | 1 Stck. | € 83,50
€ 69,90

M+W select INJEKTIONSSPRITZE INTRA

NEU

Injektionspritze aus rostfreiem Stahl für die intraligamentäre Anästhesie, verwendbar mit 1,8 ml Zylinderampullen. Spritze mit abgewinkeltem Vorderteil.

Injektionspritze Intra mit Berstschutz
300 670 | 1 Stck. | € 97,00
€ 81,00

Berstschutz
300 671 | 1 Stck. | € 5,40



-16% 81,-

M+W select INJEKTIONSSPRITZE INTRA GUN

NEU


Zylinderampullenspritze für die intraligamentäre Anästhesie. Verwendbar mit 1,8 ml Zylinderampullen.

Injektionspritze Intra Gun mit Berstschutz
300 672 | 1 Stck. | € 99,00
€ 83,00

Berstschutz
300 673 | 1 Stck. | € 5,40



83,- -16%



M+W select EINMALINJEKTIONSKANÜLEN

Für Zyl.Amp.-Spritzen. Ein spezieller Facettenschliff sorgt für eine schmerzarme Punktion. Steril.

Größe/Farbe	100 Stck.
G 25 long = 0,5 x 42 mm, rot	200 580
G 27 long = 0,4 x 42 mm, gelb	200 582
G 27 short = 0,4 x 25 mm, gelb	200 583

Für die intraligamentäre Anästhesie:

G 30 short = 0,3 x 25 mm, grün	200 584
G 30 x-short = 0,3 x 13 mm, grün	200 585

je Pckg. € 9,30
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg. € 8,30
€ 7,80

ab 7,⁸⁰ BIS ZU -16%



M+W select INJEKTIONSKANÜLEN LUER

Sterile Einmalkanülen für Luer- und Luer Lock-Spritzen (nicht für Zyl.Amp.-Spritzen geeignet).

Größe/Farbe	100 Stck.
25 short, 0,5 x 25 mm, orange	300 595
25 long, 0,5 x 40 mm, orange	300 596
27 short, 0,4 x 25 mm, grau	300 597
27 long, 0,4 x 38 mm, grau	300 598

je Pckg. € 3,80
€ 3,40
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg. € 3,40
€ 3,10

BIS ZU -18%

ab 3,¹⁰



M+W select PINZETTEN

Aus rostfreiem Edelstahl mit gerieferter Spitze, 1a-Qualität.

Pinzette London College:

15 cm, matt
098 636 | 1 Stck. | € 7,60
€ 6,95

15 cm, hochglanzpoliert
098 646 | 1 Stck. | € 7,60
€ 6,95

Pinzette Meriam:

15 cm, matt
098 628 | 1 Stck. | € 7,60
€ 6,95

Pinzette Perry:

13 cm, matt
098 629 | 1 Stck. | € 7,60
€ 6,95

ab 10 Stck. einer Ausführung | je Stck. | € 7,30
€ 6,60

ab 20 Stck. einer Ausführung | je Stck. | € 6,95
€ 6,20



BIS ZU
-18% ab **6,20**

M+W select HALSTED-MOSQUITO KLEMMME

Arterienklemme, rostfrei.

13 cm gerade
500 665 | 1 Stck. | € 9,50
€ 8,10

13 cm gebogen
500 666 | 1 Stck. | € 9,50
€ 8,10



8,10

-15%

M+W select ZAHNFLEISCHSCHEREN IRIS

Rostfrei.

gerade, 11,5 cm
500 662 | 1 Stck. | € 8,90
€ 7,50

gebogen, 11,5 cm
500 663 | 1 Stck. | € 8,90
€ 7,50



-16% **7,50**

M+W select ZAHNFLEISCH-SCHERE

Zahnfleisch-Schere nach Goldmann-Fox,
13 cm, gebogen.

300 669 | 1 Stck. | € 14,90
€ 12,60



12,60 **-15%**

M+W select SKALPELLGRIFF

Die besondere Griffoberfläche bietet sicheren Halt
und lässt sich optimal reinigen.

140 625 | 1 Stck. | € 40,50
€ 34,50



-15% **34,50**

M+W select SKALPELLGRIFF Nr. 3

Edelstahl.

200 669 | 1 Stck. | € 6,90
€ 5,80



-16% **5,80**

M+W select CHIRURGISCHE PINZETTE

1a-Qualität, 14 cm, gerade, Funktionsende 2 mm.

098 619 | 1 Stck. | € 10,90
€ 9,80



9,80 **-10%**



ANATOMISCHE/ CHIRURGISCHE PINZETTE

Pinzetten aus rostfreiem Stahl, gerade, 14 cm.

Anatomische Pinzette, 14 cm
300 665 | 1 Stck. | € 8,25
€ 6,90

Chirurgische Pinzette, 14 cm
300 666 | 1 Stck. | € 9,85
€ 8,30



Anatomische Pinzette

Chirurgische Pinzette

BIS ZU
-16%

ab **6,90**



MUNDSPIEGELGRIFF COLOR

Der ergonomische und leichte Griff (7 g) aus farbbeständigem Kunststoff liegt gut in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Sterilisierbar bis 134 °C.

schwarz	181 610
blau	181 611
grün	181 612
rot	181 613
weiß	181 614
mint	181 615
rosa	181 616
flieder	181 617
1 Stck.	€ 4,90 € 4,50
ab 10 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 4,50 € 4,10



BIS ZU
-16%

ab **4,10**



MUNDSPIEGELGRIFFE

6-Kant, rostfreier Edelstahl,
hohl (1.)
081 626 | 1 Stck. | € 5,20
€ 4,90
ab 20 Stck. | je Stck. | € 4,90
€ 4,20

8-Kant, rostfrei, massiv (2.)
040 640 | 1 Stck. | € 3,30
€ 2,90
ab 10 Stck. | je Stck. | € 3,10
€ 2,70

Fingerform, rostfrei, hohl (3.)
000 677 | 1 Stck. | € 10,90
€ 9,50
ab 10 Stck. | je Stck. | € 10,50
€ 9,10

easyclean (4.) **NEU**
500 655 | 1 Stck. | € 5,90
€ 5,10

Universalgriff (5.) **NEU**
500 660 | 1 Stck. | € 4,30
€ 3,90
ab 10 Stck. | je Stck. | € 4,10
€ 3,60



1.

2.

3.

NEU

4.

NEU

5.

ab **2,70**

BIS ZU
-19%



MUNDSPIEGEL

Rostfrei.

Größe / Ø	hohl, 12 Stck.	plan, 12 Stck.
4 / 2,0 cm	084 601	084 604
5 / 2,3 cm	084 602	084 605
1 Pckg.	€ 16,90 € 15,20	€ 13,50 € 11,50



BIS ZU
-15%

ab **11,50**



MUNDSPIEGEL RHODIUM FRONT

Rostfrei, Rhodium Front, geeignet für die Thermodesinfektion.

Größe	plan, 12 Stck.
4	084 610
5	084 611
1 Pckg.	€ 23,50 € 20,90



-11%

20,90

M+W select FÜLLUNGSINSTRUMENTE

Kugel/Kugel

1,0 mm/1,3 mm	181 600
1,4 mm/1,8 mm	181 601
1,9 mm/2,3 mm	181 602
2,5 mm/3,0 mm	181 603
1,0 mm/1,4 mm	081 608
2,2 mm/3,0 mm	081 609
4,5 mm/3,5 mm	081 610

birnenförmig

1,0 mm/1,5 mm	081 611
1,5 mm/1,8 mm	081 612
1,9 mm/2,3 mm	081 613

plan/plan

1,0 mm/1,2 mm	181 604
1,4 mm/1,6 mm	181 605
1,7 mm/1,9 mm	181 606

Kugel/Spatel

1,9 mm/2,5 mm	081 607
---------------	---------

Spatel/Spatel

1,6 mm/1,6 mm	081 601
1,6 mm/2,0 mm	081 603
2,0 mm/2,0 mm	181 607
2,4 mm/2,4 mm	081 602
2,5 mm/2,5 mm	181 608

1 Stck. € 10,90
€ 9,30

1 Stck. € 10,90
€ 9,30



9,30

BIS ZU
-15%

Rostfreier Edelstahl,
Qualitätsinstrumente.

M+W select SCALER

Instrumente zum Entfernen von subgingivalem Zahnstein und Konkrementen sowie zur Glättung der Wurzeloberfläche. Die sichelförmigen Scaler haben je Arbeitsende zwei schneidende Kanten, die am Ende zu einer Spitze auslaufen.

204	500 610
204 S	500 611
204 SD	500 612
H6/H7	500 613
CI 2/3	500 614
Taylor T 2/3	500 615
1 Stck.	€ 24,90 € 22,90
ab 5 Stck. einer Form, je Stck.	€ 23,50 € 20,90



204
204 S
204 SD
H6/H7
CI 2/3
Taylor T 2/3

ab 20,90

BIS ZU
-16%

M+W select ZAHNSONDEN SPEZIAL

Mit sehr feinem Arbeitsende und 8-Kantgriff, rostfrei.

Nr. 8, einendig	100 675	1 Stck. € 3,95 € 3,50
Nr. 9, einendig	100 676	1 Stck. € 3,95 € 3,50

Nr. 23, einendig	100 677	1 Stck. € 3,95 € 3,50
ab 10 Stck. einer Form		je Stck. € 3,75 € 3,30
ab 20 Stck. einer Form		je Stck. € 3,50 € 3,10



ab 3,10

BIS ZU
-22%

M+W select KOMBIFOLIE

Papier/Folie nach DIN 58 953/7 und EN 868, mit Indikator, nur für Autoklav und Chemiklav. Für Heißsiegel- und Durchlaufsigelgeräte.

Rolle, 5 cm breit, 100 m	000 752	1 Pckg. € 12,90 € 11,90
ab 5 Pckgn.		je Pckg. € 11,90 € 10,90
Rolle, 7,5 cm breit, 100 m	000 753	1 Pckg. € 16,30 € 14,50
ab 5 Pckgn.		je Pckg. € 15,30 € 13,50
Rolle, 10 cm breit, 100 m	000 754	1 Pckg. € 20,50 € 17,50
ab 5 Pckgn.		je Pckg. € 19,50 € 16,90
Rolle, 5 cm breit, 200 m	000 722	1 Pckg. € 20,50 € 17,50
Rolle, 7,5 cm breit, 200 m	000 723	1 Pckg. € 26,90 € 22,80
Rolle, 10 cm breit, 200 m	000 724	1 Pckg. € 35,50 € 30,10
Rolle, 20 cm breit mit Seitenfalte 5 cm, 100 m lang, zum Einschweißen von Norm-Trays oder Kassetten	000 725	1 Pckg. € 55,90 € 47,50



BIS ZU
-18%

ab 10,90

M&W select ANMISCHSPATEL

Breite Griffdurchmesser 8 mm, rostfrei.

4,5 mm	500 640
6,0 mm	500 641
7,5 mm	500 642
1 Stck.	€ 9,50
	€ 8,50
ab 10 Stck. einer Form	€ 8,90
	€ 7,90



BIS ZU **-17%** ab **7,90**

M&W select ANMISCHSPATEL

3/3 mm breit
081 645 | 1 Stck. | € 10,90
€ 9,90
ab 5 Stck. | je Stck. | € 10,60
€ 8,90




BIS ZU **-18%** ab **8,90**

M&W select HEIDEMANNSPATEL

Griffdurchmesser 8 mm, rostfrei.

2 mm breit	500 650 1 Stck. € 9,50	3 mm breit	500 652 1 Stck. € 9,50
	€ 8,50		€ 8,50
2,5 mm breit	500 651 1 Stck. € 9,50	ab 10 Stck. einer Form	1 Stck. € 8,90
	€ 8,50		€ 7,90




BIS ZU **-17%**

ab **7,90**

M&W select HEIDEMANNSPATEL

Rostfreier Edelstahl, 6-Kant-Griff.

Nr. 19, 2,0 mm	081 619 1 Stck. € 10,30	Nr. 21, 3,0 mm	081 621 1 Stck. € 10,30
	€ 8,90		€ 8,90
Nr. 20, 2,5 mm	081 620 1 Stck. € 10,30	ab 10 Stck. einer Form	je Stck. € 9,90
	€ 8,90		€ 8,50



BIS ZU **-17%**

ab **8,50**

M&W select PARODONTAL-KÜRETTEN NACH GRACEY

1/2	für den Frontzahnbereich (kurz)	500 600
3/4	für den Frontzahnbereich (Kontrawinkel, kurz)	500 601
5/6	für den Seitenzahnbereich (mittel) – Schaft und Schneide sind leicht abgewinkelt	500 602
7/8	für den Seitenzahnbereich (Kontrawinkel, mittel) – für bukkale und linguale Flächen	500 603
9/10	für Molaren (Kontrawinkel, lang) – Schaft und Schneide abgewinkelt für schlecht zugängliche Wurzeloberflächen	500 604
11/12	für die mesiolingualen und mesiobukkalen Bereiche des Seitenzahngbietes	500 605
13/14	für die distalen Flächen aller Molaren	500 606
15/16	für die mesialen Flächen aller Molaren	500 607
1 Stck.		€ 24,90
		€ 21,10



21,10

-15%

Küretten nach Gracey sind für subgingivales Scaling und Root Planing der Wurzeloberflächenform in den verschiedenen Quadranten angepasst und ermöglichen so ein exaktes Arbeiten.

M&W select PARODONTOMETER

CP 15 (1 bis 15 mm)
300 661 | 1 Stck. | € 18,90
€ 16,90
ab 5 Stck. | je Stck. | € 17,90
€ 15,90

Aus rostfreiem Stahl mit Farbmarkierung.




ab **15,90**

BIS ZU **-16%**

M&W select ZEMENTSPATEL

schmal, 5 mm
081 642 | 1 Stck. | € 10,60
€ 9,90
mittel, 6 mm
081 643 | 1 Stck. | € 10,60
€ 9,90
breit, 7 mm
081 644 | 1 Stck. | € 10,60
€ 9,90
ab 5 Stck. einer Form | je Stck. | € 10,20
€ 8,90

Rostfrei, doppelendig.



ab **8,90**

BIS ZU **-16%**

M+W select PROPHY TOP

BIS ZU **-16%** ab **17,50**

Weiterentwicklung des bewährten M+W Prophylaxepulvers für eine noch bessere und effektivere Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Nur für die supragingivale Anwendung, auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße 43 µm.

Geschmack	300 g
Zitrone	100 887
Minze	100 888
1 Fl.	€ 20,90 € 18,50
ab 4 Flaschen einer Ausführung, je Fl.	€ 19,90 € 17,50

M+W select PROPHY PERIO

Prophylaxepulver auf Tagatose Basis für sub- und supragingivale Anwendung.
Subgingivale Anwendung: Entfernung von periodontalen Biofilmen, Implantatreinigung.
Supragingivale Anwendung: Entfernung von supragingivalen Biofilmen und Verfärbungen um den Sulkus, Entfernung von Verfärbungen in empfindlichen Bereichen, Politur der Zähne. Eine Endpolitur ist überflüssig. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße 15 µm. Darreichungsform in praktischer 120 g Flasche, neutraler Geschmack.

Flasche, 120 g
 100 891 | 1 Fl. | € 19,80
 € 17,90
 ab 4 Fl. | je Fl. | € 18,90
 € 16,90

BIS ZU **-15%** ab **16,90**

M+W select PROPHYLAXEPASTE

Reinigungs- und Polierpaste für die professionelle Zahnreinigung mit Fluorid und angenehmem Minzgeschmack. Dank optimaler thixotroper Eigenschaften lässt sie sich perfekt applizieren und spritzt nicht.

Es stehen 4 Körnungen zur Auswahl:
RDA 250: bei starken Belägen und Rauigkeiten
RDA 170: bei mittleren Verfärbungen und Belägen
RDA 120: bei geringen Belägen und Verfärbungen
RDA 40: extra fein für die Endpolitur

Körnung	60 ml/100 g
RDA 250 blau	200 860
RDA 170 grün	200 861
RDA 120 rosa	200 862
RDA 40 gelb	200 863
1 Tube	€ 10,90 € 9,60
ab 3 Tuben einer Ausführung, je Tube	€ 9,90 € 9,10

ab **9,10**

BIS ZU **-17%**

M+W select MINIATUR ZAHNREINIGUNGS-BÜRSTEN

Nicht sterilisierbar, nicht thermodesinfizierbar, für Winkelstück. Einfache Unterscheidung durch unterschiedliche Farben.

Farbe	12 Stck.	100 Stck.
Borste natur	000 854	000 857
1 Pckg.	€ 11,90 € 10,10	€ 67,90 € 57,50
	10 Stck.	100 Stck.
Nylon pink, soft	200 875	200 879
Nylon blau, mittel	200 876	200 880
Nylon weiß, hart	200 877	200 881
Nylon weiß, soft	200 878	200 882
1 Pckg.	€ 9,90 € 8,40	€ 67,90 € 57,50

BIS ZU **-15%** ab **8,40**

M+W select PROPHY-POLIERER

Latexfreie Polierer mit Lamellen für eine gründliche Reinigung und Politur.

Snap-on Mandrell für Winkelstück, 10 Stck.
 200 833 | 1 Pckg. | € 11,65 € 9,90

	Montiert für Winkelstück	Zum Aufstülpen (Snap-on) auf Mandrell	
Farbe	10 Stck.	100 Stck.	10 Stck.
blau, soft	200 885	200 888	200 891
lila, mittel	200 886	200 889	200 892
gelb, hart	200 887	200 890	200 893
1 Pckg.	€ 4,80 € 4,10	€ 38,90 € 33,00	€ 3,40 € 2,90

BIS ZU **-15%** ab **2,90**

M+W select FISSURENVERSIEGLER

Lichthärtendes, weißes Composite für die Fissurenversiegelung mit kontinuierlicher Freisetzung von Fluorid.

2 x 2 ml Spritzen,
 6 Applikationskanülen
 200 135 | 1 Pckg. | € 22,90
 € 20,60

20,60

-10%



ZAHNBÜRSTEN



KOMFORT ZAHNBÜRSTE

Mit ergonomischem, rutschfestem Gummigriff und flexiblen Hals. Weiche Außen-Stimulatoren massieren sanft das Zahnfleisch.

- 200 847 | 1 Stck. | € 1,19
€ 0,99
- ab 12 Stck. | je Stck. | € 1,09
€ 0,89
- ab 24 Stck. | je Stck. | € 0,99
€ 0,79

KINDERZAHNBÜRSTE

Kinderzahnbürste mit kindgerechtem Griff für einen sicheren Halt. Weiche Borsten für eine schonende und gründliche Reinigung. (Wechselnde Motive, keine Auswahl möglich)

- grün
200 845 | 1 Stck. | € 0,49
€ 0,45
- pink
200 846 | 1 Stck. | € 0,49
€ 0,45
- ab 10 Stck.
einer Farbe | je Stck. | € 0,45
€ 0,40

ZAHNBÜRSTE

Zahnbürste mit integriertem Zungenreiniger auf der Kopfrückseite. Das schräg stehende Borstenfeld sorgt für eine gründliche Reinigung auch in schwer zugänglichen Bereichen. Der gepolsterte und ergonomisch geformte Griff gewährleistet einen sicheren Halt.

- Farbe
- grün 059 810
- blau 059 811
- pink 059 812
- gelb 059 813
- 1 Stck. € 1,09
€ 0,89
- ab 12 Stck. einer
Farbe, je Stck. € 0,99
€ 0,79
- ab 24 Stck. einer
Farbe, je Stck. € 0,89
€ 0,69

ab 0,40 **BIS ZU -37%**



EINMALZAHNBÜRSTEN ULTRAFRESH

3-reihige Einmalzahnbürste mit Zahnpasta imprägniert, schlanker ovaler Bürstenkopf. Einzeln verpackt.

- Farbe 100 Stck.
- dunkelblau 400 820
- grün 400 821
- Mix* 400 825
- 1 Pckg. € 14,50
€ 13,50
- ab 3 Pckgn. einer
Farbe, je Pckg. € 13,95
€ 12,90
- ab 5 Pckgn. einer
Farbe, je Pckg. € 13,50
€ 12,30



ab 12,30 **-15%**



EINBÜSCHELBRÜRSTE

Mit spitz zulaufenden Borsten für die optimale Pflege von schwer erreichbaren Stellen, zur Pflege des Zahnfleischrandes, für sehr große Zahnzwischenräume, bei Zahnfehlstellungen, für Zahnersatz und Brackets.

- 200 849 | 1 Stck. | € 1,20
€ 1,09
- ab 12 Stck. | je Stck. | € 1,09
€ 0,99



ab 0,99

BIS ZU -18%



INTERDENTAL-BÜRSTEN COMFORT

Zur Reinigung der Zahnzwischenräume. Mit ergonomischem Griff für eine bessere Handhabung. Die zylindrischen Nylonbürsten sind an einem feinen und starren Metalldraht befestigt, der zum Schutz der Zahnoberflächen oder Implantaten mit einem Plastikmantel überzogen ist. Eine Kappe schützt die Nylonborsten und macht die Interdentalbürste zum idealen Begleiter auch außer Haus. Bei Bedarf kann die Kappe auf den Griff gesteckt werden und dient dann zur Verlängerung der Interdentalbürste.

- Praxis-Kit:
- 180 Bürsten, je Größe
- 20 Bürsten mit Schutzkappe (außer bei lila und grau)
- 000 879 | € 83,50
€ 69,90

BIS ZU -21%

ab 3,30



Pckg. mit 8 Bürsten	000 889	000 881	000 882	000 883	000 884	000 885	000 886	000 887	000 888
Farbe	weiß	pink	orange	rot	blau	gelb	grün	lila	grau
Größe	superfein-soft	xxxx-fein	xxx-fein	xx-fein	x-fein	fein	mittel	groß	x-groß
Ø Bürste	1,6 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	9,0 mm
Länge Kopf	10,0 mm	10,5 mm	11,0 mm	11,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	16,0 mm	19,0 mm
Größe Interdentalraum	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,8 mm	2,5 mm
Ø Draht	0,40 mm	0,42 mm	0,44 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,57 mm	0,57 mm	0,77 mm	1,06 mm
Größe nach ISO 16409	0	1	1	2	2	3	4	5	6
mit Schutzkappen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
je Pckg.	€ 4,20 € 3,60								
ab 10 Pckgn. einer Stärke, je Pckg.	€ 3,60 € 3,30								

M+W select ZAHNSEIDEN

M+W Zahnseide mit Abschneidevorrichtung, Mintgeschmack, M+W Riser Zahnseide, für empfindliches Zahnfleisch, gründliche Reinigung und Plaqueentfernung auch bei größeren Interdentalräumen.

reißfest: gewachst, 25 m
000 875 | 1 Stck. | € 1,99
 € 1,79

reißfest: ungewachst, 25 m
000 876 | 1 Stck. | € 1,99
 € 1,79

leicht gewachst, 15 m
000 877 | 1 Stck. | € 1,99
 € 1,79

ab 10 Stck. einer Sorte | je Stck. | € 1,79
 € 1,59

BIS ZU -20% ab **1,59**



M+W select ORTHOFLOSS MINT

Zahnseide mit flauschigem Mittelteil speziell für die Reinigung von großen Zahnzwischenräumen, Zahnspangen, Implantaten und unter Brückenteilen. Die gewachsenen, feinen Anfang- und Endstücke können zur herkömmlichen Zahnzwischenraumreinigung verwendet werden. Sehr dezenter Minzgeschmack, fasert nicht aus.

Dispenser mit 50 Einheiten
000 872 | 1 Rolle | € 2,10
 € 1,99

ab 10 Rollen | je Rolle | € 1,99
 € 1,75

BIS ZU -17%



M+W select FLEXI-DISC

Flexible Polierscheiben zum Konturieren, Finieren und Polieren von allen Restaurationsmaterialien wie Composites, Amalgam, Gold. Die Scheiben sind einseitig mit Aluminiumoxid-Partikeln überzogen und können ziehend und schiebend verwendet werden. Die Körnungsstärke ist dem jeweiligen Einsatz angepasst. Für einfache optische Unterscheidung der einzelnen Körnungsstärken sind die Scheiben eingefärbt.

Alle Körnungen sind in 2 Scheibengrößen erhältlich:
 10 mm Ø für schwer zugängliche Bereiche und kleine Flächen
 14 mm Ø für größere Bereiche

schwarz – sehr grob (mit Diamantbelegung): abtragen
 blau – grob: abtragen
 rosa – mittel: glätten
 gelb – fein: vorpolieren
 weiß – extra fein: polieren

Ø / Körnung	Refill: 100 Scheiben	Ø / Körnung	Refill: 100 Scheiben
10 mm / extra grob	400 868	10 mm / grob	400 870
14 mm / extra grob	400 869	14 mm / grob	400 871
1 Pckg.	€ 33,90 € 30,50	10 mm / mittel	400 872
		14 mm / mittel	400 873
		10 mm / fein	400 874
		14 mm / fein	400 875
		10 mm / extra fein	400 876
		14 mm / extra fein	400 877
		1 Pckg.	€ 24,90 € 22,40

Mandrells für Winkelstück, 3 Stck.
400 867 | 1 Pckg. | € 10,70
 € 9,60

Von extra grob bis extra fein

ab 22,40
-10%



M+W select GUMCARE

Kosmetische M+W Mundspüllösung für die professionelle Pflege und Reinigung des Mund- und Rachenbereichs. Erzeugt einen frischen Atem und trägt aufgrund der antibakteriellen Wirkung dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und zu erhalten. Optimal geeignet für die Spülung vor Beginn der Behandlung. Wirkstoff: 0,1% Benzalkoniumchlorid, alkohol- und fluoridfrei, daher auch für Kinder und Jugendliche geeignet.

PET-Flasche, 5 l (ohne Pumpe)
100 876 | 1 Fl. | € 29,95
 € 25,50

25,50
-15%



M+W select INTERDENTALBÜRSTEN

Set: 1 Interdentalbürstenhalter, je 1 Interdentalbürste zylindrisch rot Ø 2,2 mm, zylindrisch blau Ø 2,8 mm, konisch rot Ø 2,2-4 mm, konisch blau Ø 3-6 mm

000 870 | 1 Stck. | € 2,30
 € 1,90

Form	10 Stck.
zylindrisch rot, Ø 2,2 mm (1.)	000 865
zylindrisch blau, Ø 2,8 mm (2.)	000 866
konisch rot, Ø 2,2 – 4 mm (3.)	000 867
konisch blau, Ø 3 – 6 mm (4.)	000 868
1 Pckg.	€ 2,50 € 2,30 € 2,30 € 2,10

ab 10 Stck. einer Form, je Stck.

Interdentalbürstenhalter
000 869
 1 Stck. | € 1,80
 € 1,60
 ab 10 Stck. je Stck. | € 1,60
 € 1,40

Zur Reinigung der Zahnzwischenräume, Nylon. Der praktische Kunststoffhalter erleichtert das Handling der Interdentalbürsten, die Bürsten werden einfach eingeklemmt, nicht autoklavierbar.

ab 1,40
BIS ZU -22%



M+W select INTERDENTALREINIGER

Spiralbürsten mit Drahtgriff zur Reinigung von Zahnzwischenräumen.

Form	10 Stck.
schmal, Ø 2 mm (1.)	005 858
mittel, Ø 4 mm (2.)	005 859
breit, Ø 6 mm (3.)	005 860
1 Pckg.	€ 3,10 € 2,90 € 2,90 € 2,60

ab 10 Stck. einer Form, je Stck.

ab 2,60
BIS ZU -16%



M+W select ENDO-SPÜLKANÜLEN

Spülkanülen für Luer- bzw. Luer-Lock-Spritzen, stumpf, biegsam, Packung mit 100 Stck., steril.

23 mm, Ø 0,3 mm, gelb
059 506 | 1 Pckg. | € 12,20
€ 10,90


ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 11,70
€ 10,20

23 mm, Ø 0,4 mm, grau
059 507 | 1 Pckg. | € 10,20
€ 8,90

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 9,60
€ 8,50

38 mm, Ø 0,5 mm, orange
059 508 | 1 Pckg. | € 8,40
€ 7,60

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 7,90
€ 7,10




BIS ZU
-17% ab **7,10**

M+W select PIN-PINZETTE

Mit geriefter Hohlkehle zum besseren Greifen von Pins, Papier- und Guttaperchaspitzen.

000 616 | 1 Stck. | € 21,90
€ 18,60

-15% **18,60**



M+W select PERMAROOT

Wurzelfüllmaterial auf Basis Epoxid-Amin Chemie. Durch die vernetzten Strukturen ist das Material extrem belastbar und verschleißt dicht und dauerhaft. Dabei ist es röntgensichtbar, dimensionsstabil und frei von Iodoform und Paraformaldehyd. Durch die mikrobizide Wirkung schützt M+W Permaroot vor einer Reinfektion. Einfaches Anmischen und Applizieren dank Doppelkammerspritze.

5 ml Doppelkammerspritze
100 300 | 1 Stck. | € 29,90
€ 26,90

Mischkanülen, 25 Stck.
100 301 | 1 Pckg. | € 15,80
€ 14,20

Endo-Tips, 25 Stck.
100 302 | 1 Pckg. | € 6,50
€ 5,50

26,90

BIS ZU
-15%



M+W select CALCIUMHYDROXIDPASTE

Auf wässriger Basis mit einem Calciumhydroxidgehalt von 45%. Eignet sich für die direkte und indirekte Pulpenüberkappung sowie für provisorische Wurzelkanalfüllungen, geeignet für Unterfüllungen unter allen Füllungsmaterialien. Dank des hohen pH-Wert von über 12 wirkt es antibakteriell. Röntgenopak, biokompatibel und schonend für die Pulpa.

Spritze 2 ml, 6 Kanülen
200 140 | 1 Pckg. | € 11,90
€ 10,10



-15% **10,10**

M+W select COMPO-POLIERER

Einstufiges Poliersystem aus latexfreiem Silikon für die Politur von Compositefüllungen, Verblendkunststoffen und natürlichen Zähnen. Autoklavierbar bis 134 °C, Farbe gelb, Winkelstückschaft, max. 20.000 U/Min.

Set:
12 Polierer,
je 3 Stck. je Form
400 895
1 Set | € 16,20
€ 13,70


Form 10 Stck.
Minispitze 400 896
Walze 400 897
Kelch 400 898
Kelch breit 400 899
€ 13,50
1 Pckg. € 11,40



Einstufiges
Poliersystem

BIS ZU
-16%

ab **11,40**



M+W select SCHAUMSTOFFEINSÄTZE

Höhe 1 cm, Ø 5 cm, passend für Clean Stand, 25 Stck.
198 634 | 1 Pckg. | € 7,20
€ 6,10

Höhe 1 cm, Ø 6,5 cm, passend für Twin-Bloc, 25 Stck.
198 628 | 1 Pckg. | € 7,20
€ 6,10

Höhe 0,5 cm, Ø 5 cm, passend für Clin Grip und Interim-Stand, 50 Stck.
198 629 | 1 Pckg. | € 7,20
€ 6,10



6,10 **-15%**



WURZELKANALINSTRUMENTE

-16%

5,70

Wurzelkanal-Bohrer



Wurzelkanal-Feile



Hedströmfeile



Länge	21 mm		25 mm		21 mm		25 mm		21 mm		25 mm	
	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm
ISO 08	200 621	200 632	200 642	200 653	200 600	200 610						
ISO 10	200 622	200 633	200 643	200 654	200 601	200 611						
ISO 15	200 623	200 634	200 644	200 655	200 602	200 612						
ISO 20	200 624	200 635	200 645	200 656	200 603	200 613						
ISO 25	200 625	200 636	200 646	200 657	200 604	200 614						
ISO 30	200 626	200 637	200 647	200 658	200 605	200 615						
ISO 35	200 627	200 638	200 648	200 659	200 606	200 616						
ISO 40	200 628	200 639	200 649	200 660	200 607	200 617						
ISO 45	200 629	200 640	200 650	200 661	200 608	200 618						
ISO 50	200 630	200 641	200 651	200 662	200 609	200 619						
ISO 15-40	-	200 631	-	200 652	-	200 620						
1 Pckg.	€ 6,75 € 5,70											

7,90

-17%



ENDO MESSBLOCK

Zur Längeneinstellung von Endo-Instrumenten, Papierspitzen, Guttapercha- und Silberstiften. Abmessungen: 103 x 25 x 32 mm. Autoklavierbar bis 134 °C.

400 680 | 1 Stck. | € 9,50
€ 7,90

5,30



PAPIERSPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, sterilisiert, 28 mm lang.

ISO, Farbe	Taper 02, 200 Stck.	Taper 04, 60 Stck.	Taper 06, 60 Stck.	ISO, Farbe	Taper 02, 120 Stck.
15, weiß	100 644	200 670	200 677	45, weiß	100 651
20, gelb	100 645	200 671	200 678	50, gelb	100 652
25, rot	100 646	200 672	200 679	55, rot	100 653
30, blau	100 647	200 673	200 680	60, blau	100 654
35, grün	100 648	200 674	200 681	70, grün	100 655
40, schwarz	100 649	200 675	200 682	80, schwarz	100 656
15-40 sortiert	100 650	200 676	200 683	45-80 sortiert	100 657
je Pckg.	€ 5,30	€ 5,30	€ 5,30	je Pckg.	€ 5,30

7,20



GUTTAPERCHASPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, 28 mm lang, röntgensichtbar, formstabil und gewebeverträglich.

ISO, Farbe	Taper 02, 100 Stck.	Taper 04, 60 Stck.	Taper 06, 60 Stck.	ISO, Farbe	Taper 02, 100 Stck.
15, weiß	100 630	200 684	200 691	45, weiß	100 637
20, gelb	100 631	200 685	200 692	50, gelb	100 638
25, rot	100 632	200 686	200 693	55, rot	100 639
30, blau	100 633	200 687	200 694	60, blau	100 640
35, grün	100 634	200 688	200 695	70, grün	100 641
40, schwarz	100 635	200 689	200 696	80, schwarz	100 642
15-40 sortiert	100 636	200 690	200 697	45-80 sortiert	100 643
je Pckg.	€ 7,20	€ 7,20	€ 7,20	je Pckg.	€ 7,20

M&W select WHITENING STAR HOME

Kosmetische Zahnaufhellung in Verbindung mit laborgefertigten Schienen zur Erstanwendung in der Praxis und Weiterverwendung durch den Patienten zuhause. Je nach gewünschter Tragedauer stehen 2 Konzentrationen zur Verfügung.

10% – für eine Tragedauer von 4 Stunden oder über Nacht.
16% – für eine Tragedauer von 3 Stunden oder über Nacht.

4 x 1,2 ml Spritzen mit wieder-verschließbarer Kappenkanüle:

10%
000 892 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 19,50

16%
000 893 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 19,50

ab 3 Pckgn. einer Konzentration | je Pckg. | € 20,50
€ 18,50

ab **18,50** BIS ZU **-16%**



M&W select POWER WHITENING XTRA 38%

38% Hydrogen-Peroxid geeignet für die medizinische Aufhellung stark verfärbter Zähne.

2,5 ml Doppelmischspritze,
2 Mischkanülen,
1,5 g Gingiva Protector
mit 2 Applikationskanülen
000 891 | 1 Pckg. | € 41,90
€ 35,60



-15% **35,60**

M&W select XYLOBLEACH

35% Wasserstoffperoxid Konzentration für die medizinische Aufhellung verfärbter Zähne ebenso für endodontisch behandelte Zähne. Der Zusatz Xylitol hat eine plaquereducierende Wirkung und hemmt die Kariesbildung. Dank hohem Peroxid-gehalt erzielt man eine schnelle und zuverlässige Aufhellung mit einem langanhaltenden Ergebnis. Durch den neutralen pH-Wert ist das Material dabei zahn-schonend. Der Gingiva Protector gewährleistet einen sicheren Schutz des Zahn-fleisches. Dank Automix-System entfällt manuelles Anmischen, das Material hat eine homogene Qualität und durch die rote Farbe einen guten Kontrast zum Zahn.

5 g Automix-Spritze,
3 Mischkanülen,
1,5 g Gingiva Protector,
3 Applikationstips
000 898 | 1 Pckg. | € 54,50
€ 46,30

46,30 **-15%**



M&W select PATIENTENTERMINBUCH

Ringlochung, 2 Spalten pro Tag, wochentags 7.00 – 20.30 Uhr, samstags 7.00 – 13.30 Uhr, viertelstündliche Unterteilung, viele Infos (Monatsvorschau, Postgebühren, Urlaubsplaner etc.).
Format H 31 x B 33 cm – mit Spalten für 2 Behandler.

Praxisbuch 2024
002 024
1 Stck. | € 19,90

19,90



MW select HELIXCONTROL PRO

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven nach EN 867-5 zur Überprüfung der vollständigen Luftentfernung aus Hohlkörperinstrumenten. Der Prüfkörper ist aus Metall gefertigt und hält somit den starken Temperaturen im Autoklaven dauerhaft stand. Lediglich die Teststreifen müssen ausgetauscht werden.



Set:
1,5 m Schlauch mit Metallklammer,
Teflonträger für Indikatorstreifen,
50 Indikatorstreifen
100 777 | 1 Pckg. | € 89,00
€ 79,00

Refill:
250 Indikatorstreifen
100 778 | 1 Pckg. | € 84,90

BIS ZU
-11% ab **79,-**



75,60
-15%

MW select HELIXCONTROL

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven zur Überprüfung der Luftentfernung aus Hohlkörpern nach EN-867-5.

250 Teststreifen, 1 Prüfkörper
200 708 | 1 Pckg. | € 89,00
€ 75,60

MW select INKTEST EASY

Siegelhaftfestigkeitstest zur Routineüberprüfung gemäß ISO 11607-1 Anhang B sowie ASTM F1929. Durch die neue Darreichungsform im flachen Beutel jetzt noch einfachere Handhabung und gleichmäßigerer Austritt der Flüssigkeit. Unregelmäßigkeiten in den Schweißnähten werden unmittelbar nach Entleeren des Beutels sichtbar. Für eine saubere und sichere Aufbewahrung sorgt die hochwertige Alubox.

Flüssigkeit jetzt im Beutel –
dadurch einfachere und sauberere Anwendung.

NEU

Box mit 30 x 3 ml Testbeutel
500 701 | 1 Pckg. | € 33,90
€ 28,90

-15% **28,90**

MW select BOWIE&DICK TEST

Einmal-Test für die Überprüfung der Dampfdurchdringung während des Sterilisationsprozess in einem B-Klasse Autoklaven gem. EN ISO 11140-4. Für die normenkonforme Dokumentation ist der Test mit Beschriftungsfeldern vorgesehen.

200 700 | 1 Pckg. | € 5,20
€ 4,50
ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 4,60
€ 4,30
ab 20 Pckgn. | je Pckg. | € 3,99
€ 3,95

BIS ZU
ab **3,95** **-24%**



MW select KLASSE 5 INDIKATOR

Indikator zur Kontrolle während des Sterilisationsprozesses im Autoklaven gem. EN ISO 11140-1.

200 Indikatorstreifen
200 702 | 1 Pckg. | € 25,90
€ 21,90



21,90 **-15%**

MW select SEAL TEST

Siegelnaht-Test zur täglichen Überprüfung der Funktion Ihres Foliensiegelgerätes gemäß EN ISO 11607-2.

Heftchenpackung mit 100 Teststreifen
200 707 | 1 Pckg. | € 36,90
€ 31,30



31,30 **-15%**

MW select ETIKETTIERER

Etikettiersystem für die Dokumentation auf Sterilgutverpackungen und anschließender Dokumentation in der Patientenakte durch Sandwichetikett.

Auf dem Label werden folgende Daten aufgedruckt:
Personalname oder Personalnummer (5-stellig), Charge bzw. Zyklusnummer (7-stellig), Sterilisationsdatum, Ablaufdatum der Sterilität. Bitte Etiketten mitbestellen, im Lieferumfang sind keine Etiketten enthalten.

Etikettierer
200 710 | 1 Stck. | € 179,00
€ 152,00

Sandwichetiketten,
4 Rollen à 500 Stck.
200 711 | 1 Pckg. | € 31,90

Farbwalze
200 712 | 1 Pckg. | € 16,90



-15% **152,-**

BIS ZU
-15% **160,50**

MW select WASHTEST

Test zur Überprüfung der Desinfektions- und Reinigungsleistung des Thermodesinfektors.

100 Tests (ohne Prüfleiste)
200 704 | 1 Pckg. | € 188,90
€ 160,50

Prüfleiste aus Edelstahl
200 705 | 1 Stck. | € 59,90
€ 53,90



M+W select FG-DIAMANTEN BOX

M+W FG-Diamanten überzeugen durch ihre extrem hohe Bruchfestigkeit, effiziente Schneidleistung und lange Standzeiten. Durch das spezielle Triton™ Beschichtungsverfahren wird eine überragende, dauerhafte Diamantenbindung erzeugt, die eine scharfe und glatte Schneidfähigkeit verstärkt. Die unlösliche ISO-Farbmarkierung verhindert Verwechslungsmöglichkeiten. Computergesteuerte Fertigungsverfahren und 100%ige Qualitätskontrollen nach neuesten Richtlinien machen die M+W FG-Diamanten zu einem absolut sicheren und hochwertigen Instrument für den täglichen Einsatz. Die Instrumente sind in einer farbigen Box verpackt – entsprechend der jeweiligen ISO-Farbmarkierung. Die stabile Box sorgt für eine hygienische, sichere Aufbewahrung.

BIS ZU
-16%

ab **9,20**

Internationale Farbcodierung

schwarzer Ring	x-grob	151-181 µm	XC	Grobes Vorschleifen
grüner Ring	grob	150 µm	C	Vorschleifen
blauer Ring	mittel	107-125 µm	M	Universelles Schleifen
roter Ring	fein	64 µm	F	Glätten
gelber Ring	extrafein	30-38 µm	SF	Vorfinieren
weißer Ring	ultrafein	20 µm	UF	Endfinieren und Glätten

Packung mit 5 Stck.	Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3
1 Pckg.	€ 10,90 € 9,20	€ 13,20 € 11,20	€ 17,50 € 14,80

Maximale Drehzahlen

ISO-Gr. 1/10 mm	Maximal UpM
007-010	450.000
012-014	450.000
016-018	450.000
021-023	300.000
025-027	160.000
029-031	140.000
033-040	120.000

FG-Schaft, 5 Stück

Kavitätenkugel



Figur Größe	801 009	801 010	801 012	801 014	801 016	801 018	801 021	801 023	802 014	802 017
x-grob	-	-	-	400 843	-	-	-	-	-	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
grob	-	-	-	300 821	-	-	-	-	-	-
mittel	300 818	300 819	300 820	300 822	300 823	300 824	300 825	-	300 827	300 828
extrafein	-	-	-	-	-	-	-	300 826	-	-
ultrafein	-	-	-	-	-	-	-	400 848	-	-
Preisgruppe	1	1	1	1	2	2	3	3	1	2

FG-Schaft, 5 Stück

Kegel umgekehrt, kurz



Figur Größe	805 009	805 010	805 012	805 014	806 012	806 014
mittel	300 829	300 832	300 830	300 831	300 834	300 833
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1

FG-Schaft, 5 Stück

Kegel umgekehrt, lang



Figur Größe	807 013	807 015
mittel	300 835	300 836
Preisgruppe	1	2

FG-Schaft, 5 Stück

Diabolo



Figur Größe	813 012	813 014	813 016
grob	-	-	-
mittel	300 837	300 838	300 839
Preisgruppe	1	1	2

FG-Schaft, 5 Stück


Birne



Figur Größe	830R 009	830R 012	830R 016	830L 012	830L 014	830L 016
grob	-	300 841	-	300 844	300 846	-
mittel	300 840	300 843	300 842	300 845	300 847	300 848
Preisgruppe	1	1	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stück

Zylinder kurz



Figur Größe	835 008	835 010	835 012	835 014	835KR 010	835KR 012
x-grob	-	400 844	-	-	-	-
Preisgruppe	-	3	-	-	-	-
grob	-	300 850	-	-	-	-
mittel	300 849	300 851	300 852	300 853	300 854	300 855
fein	-	-	-	-	-	-
extrafein	-	-	-	-	-	-
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1

FG-Schaft, 5 Stück

Zylinder



Figur Größe	836 010	836 012	837 010	837 012	837 014
x-grob	-	-	-	400 841	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-
grob	-	-	-	300 860	-
mittel	300 856	300 857	300 858	300 861	300 863
fein	-	-	-	-	300 862
extrafein	-	-	-	300 859	-
Preisgruppe	2	2	2	2	2



FG-Schaft, 5 Stück

Zylinder rund

Zylinder spitz

FG-Schaft, 5 Stück

Torpedo

Figur Größe	881 010	881 012	885 010	885 012
x-grob	-	-	-	400 845
Preisgruppe	-	-	-	3
grob	-	-	-	300 896
mittel	300 892	300 893	300 894	300 897
fein	-	-	-	300 895
extrafein	-	-	-	-
Preisgruppe	2	2	2	2

Figur Größe	878 012	879 010	879 012	879 014	879 016
x-grob	-	-	-	400 840	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-
grob	-	-	300 886	300 889	-
mittel	300 883	300 884	300 887	300 890	300 891
fein	-	-	300 885	300 888	-
extrafein	-	-	-	-	-
Preisgruppe	2	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stück

Konus flach

Konus rund

FG-Schaft, 5 Stück

Separiierer

Figur Größe	848 014	848 016	850 012	850 014
mittel	300 864	300 865	300 866	300 867
Preisgruppe	2	2	2	2

Figur Größe	859 010	859 012	859 014	859 016	859 018
mittel	300 868	300 870	300 871	300 873	-
extrafein	300 869	-	300 872	-	300 874
Preisgruppe	2	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stück

Knospe

Eiform

FG-Schaft, 5 Stück

Flamme

FG-Schaft, 5 Stück

Rad

Figur Größe	368 016	368 018	368 023	379 023
mittel	300 811	300 813	300 815	-
fein	300 810	-	300 814	-
extrafein	300 812	-	300 816	300 817
Preisgruppe	2	2	3	3
ultrafein	400 850	-	400 846	-
Preisgruppe	3	-	3	-

Figur Größe	862 012	863 012	863 014
x-grob	-	-	400 842
Preisgruppe	-	-	3
grob	-	-	300 880
mittel	-	300 877	300 881
fein	-	300 876	300 879
extrafein	300 875	300 878	300 882
Preisgruppe	2	2	2
ultrafein	400 849	-	400 847
Preisgruppe	3	-	3

Figur Größe	909 036
mittel	300 898
Preisgruppe	3

M+W select BOHRERSTÄNDER NEU

Bohrerstände aus Kunststoff zur Aufbewahrung von FG-Instrumenten oder WST-Instrumenten, mit Deckel zum Schutz vor Verschmutzung. Unterteil autoklavierbar bis 135°C.

für 24 FG-Instrumente
200 821 | 1 Stck. | € 6,90
 € 5,80

für 24 WST-Instrumente
200 822 | 1 Stck. | € 6,90
 € 5,80

für 48 FG/WST-Instrumente
200 823 | 1 Stck. | € 6,90
 € 5,80



5,80

-16%

M+W select RÖNTGEN-CHEMIKALIEN

Röntgen-Chemikalien-Set mit hoher Stabilität, langer Haltbarkeit, hohem Oxydationsschutz. Eignet sich für alle Rollenentwicklungsmaschinen (z. B. DÜR-R-Automaten AC 245/XR 24, Gendex, Siemens). Nicht geeignet für Perimat und Velopex-Intra.

Spar-Set:

Konzentrat für 2 Ansätze (für je 2 x 5 l Entwickler und Fixierer)
 000 411 | 1 Pckg. | € 67,50
 € 60,75



60,75 -10%

M+W select FILMTASCHEN 3x4

Klare Hartfolie, für max. 15 Filme, inkl. Beschriftungskarte. Zur Platzoptimierung wurde die Fensterstellung hochkant angeordnet.

Filmtaschen 3 x 4 cm, 50 Stck.
 043 405 | 1 Pckg. | € 41,30
 € 37,10

Beschriftungskarten einzeln, 100 Stck.
 043 406 | 1 Pckg. | € 18,90
 € 16,90




37,10 BIS ZU -11%

M+W select ENDLOSFILMTASCHEN

Beschriftbare Folie für Filmformate 2 x 3 cm, 3 x 4 cm, 4 x 5 cm.

200 Stck.
 043 461
 1 Pckg. | € 15,50
 € 13,90



13,90 -10%

M+W select LICHTSCHUTZHÜLLEN

Wirksamer Schutz der Speicherfolien gegen Lichteinfall und Kontamination. Durch die selbstklebenden Laschen sind die Speicherfolien sicher geschützt. Einfaches Entfernen der Hülle durch vertikales Öffnen.

Gr. 0, 22 x 35 mm, 100 Stck.
 100 420 | 1 Pckg. | € 16,90
 € 15,20

Gr. 2, 31 x 41 mm, 300 Stck.
 100 421 | 1 Pckg. | € 33,50
 € 30,10

Gr. 3, 27 x 54 cm, 100 Stck.
 100 422 | 1 Pckg. | € 16,90
 € 15,20



-10% ab **15,20**

M+W select AUGENSCHUTZSCHILD LIGHT

Schutzschild für optimalen Schutz der Augenpartie gegen Staub, spritzende Flüssigkeiten und andere Partikel, die zu Verletzungen führen können. Sehr leicht, daher angenehmer Tragekomfort. Reinigung mit Seifenlösung möglich.

je 1 Gestell dunkelblau, gelb, schwarz, pink, mint, 20 Schutzschilde
 100 079 | 1 Pckg. | € 29,90
 € 25,40

25,40

-15%



M+W select HYGIENESCHUTZ-HÜLLEN OPG

Hygieneschutzhüllen für OPG-Aufbisstücke und Anlagesegmente.

500 Stck.:
 45 x 20 mm
 100 418
 1 Pckg. | € 34,90
 € 31,40
 40 x 85 mm
 100 419
 1 Pckg. | € 34,90
 € 31,40

-10% **31,40**



M+W select SCHUTZBRILLE LIGHT

Sehr leichte Schutzbrille (nur 22 g) mit einer speziellen Anti-Fog und Anti-Scratch Beschichtung für eine noch längere Lebensdauer. Die Bügel, mit Gummieinlage für einen hohen Tragekomfort, sind in der Länge und Neigung verstellbar. Der Nasensteg ist ebenfalls verstellbar und aus einem weichen Silikon gefertigt, um Druckstellen bei längeren Sitzungen zu vermeiden. UV Schutz gem. EN 166 und EN 170.

Bügel weiß/grün
 100 087 | 1 Pckg. | € 12,50
 € 10,60

Bügel weiß/pink
 100 088 | 1 Pckg. | € 12,50
 € 10,60

10,60

-15%



M+W select SCHUTZSCHILD LIGHT

Schutzschild für optimalen Gesichtsschutz gegen spritzende Flüssigkeiten, Staub und andere Partikel, die zu Verletzungen führen können. Sehr leicht für einen angenehmen Tragekomfort, einfache Reinigung mit einer Seifenlösung.

1 Gestell, 10 Gesichtsschutzschilde:
 transparent
 100 076 | 1 Pckg. | € 27,50
 € 23,30
 pink transparent
 100 077 | 1 Pckg. | € 27,50
 € 23,30
 grün transparent
 100 078 | 1 Pckg. | € 27,50
 € 23,30

23,30 -15%



M+W select NAHTMATERIAL POLYESTER NEU

Geflochtenes Nahtmaterial aus Polyester, Silikon beschichtet, nicht resorbierbar.

12 einzeln steril verpackte Nadel-Faden-Kombinationen:

- | | | |
|--|--|---|
| DS-16, USP 4/0, grün, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm
500 625 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 | HR-17, USP 4/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm
500 628 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 | HRT-17, USP 4/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm
500 629 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 |
| HRT-18, USP 4/0 grün, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm
500 626 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 | | |
| HS-17, USP 4/0, grün, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm
500 627 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 | | |



18,95 -13%

M+W select NAHTMATERIAL NYLON NEU

Monofil Nahtmaterial aus Nylon, nicht resorbierbar.

12 einzeln steril verpackte Nadel-Faden-Kombinationen:

- | |
|---|
| DS-16, USP 5/0, schwarz, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm
500 620 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 |
| DS-19, USP 4/0, blau, 3/8 Kreis, schneidend, 45 cm
500 621 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 |
| HS-15, USP 4/0, blau, 1/2 Kreis, schneidend, 45 cm
500 622 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 |
| DS-16, USP 5/0, schwarz, 3/8 Kreis, schneidend, 45 cm
500 623 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 |



18,95 -13%

M+W select NAHTMATERIAL SEIDE NEU

Geflochtenes Nahtmaterial aus Seide, gewachst, nicht resorbierbar.

12 einzeln steril verpackte Nadel-Faden-Kombinationen:


- | | |
|---|---|
| HR-17, USP 3/0, schwarz, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm
500 630 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 | GR-22, USP 4/0, Gerade, Rundkörper, 50 cm
500 637 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 |
| HS-17, USP 3/0, schwarz, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm
500 631 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 | HR-15, USP 4/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm
500 638 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 |
| DS-19, USP 4/0 schwarz, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm
500 632 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 | HR-20, USP 3/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm
500 639 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 |
| HS-17, USP 4/0, schwarz, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm
500 633 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 | HR-25, USP 2/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm
500 670 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 |
| DS-16, USP 5/0, schwarz, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm
500 634 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 | HRT-18, USP 3/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm
500 671 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 |
| DS-16, USP 4/0 schwarz, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm
500 635 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 | HS-23, USP 2/0, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm
500 674 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 |
| DS-19, USP 3/0, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm
500 636 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 | HS-23, USP 3/0, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm
500 675 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 |
| | HS-23, USP 4/0, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm
500 676 1 Pckg. € 21,90
€ 18,95 |



-13% 18,95

M+W select NADELHALTER MATHIEU

- | | |
|--|--|
| 14 cm, 1a-Qualität
081 660 1 Stck. € 71,90
€ 61,10 | 17 cm, 1a-Qualität
081 661 1 Stck. € 75,90
€ 64,50 |
|--|--|



ab 61,10 -15%

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:

Rufen Sie uns an unter:
0 60 42 / 88 00 88
Mo, Di, Do 7.30 – 17.30 Uhr
Mi 7.30 – 17.00 Uhr | Fr 7.30 – 15.30 Uhr

App:
heja+
(Apple Store/Play Store)

Online via Web:
www.mwdental.de
www.mwdental.at (Österreich)

Freefax:
00 800 / 88 00 80 01
(Gültig für Deutschland und Österreich)

UNSER SERVICE FÜR SIE:

Ruck-Zuck-Lieferservice
Alles was Sie bis 17.00 Uhr bestellen, wird am selben Tag bearbeitet und versendet.



Porto sparen
Ab einem Nettowarenwert von € 150,- erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

Folgen Sie uns auf:

@mwdentalgmbh

@mwdental_de