

# M+W

# BESTDEALS

Geräte & Instrumente gültig bis zum 29.09.2023



# 25% SPAREN BEI DIESEN LAMPEN!

## M+W Edelingh Hochleistungs-Polymerisationslampe

### Lieferumfang:

1 Handstück, 1 Ladekabel,  
50 Einweghüllen, 1 Halter,  
ausführliche Gebrauchsanleitung

schwarz 144 010

weiß 144 011

je Stck. € 729,00  
€ 549,00

### Technische Daten:

Batterie: starke Li-Ionen Batterie  
für bis zu 4.000 Sek. Arbeitszeit  
Kopfgroße: H 14 mm, Ø 16 mm  
Handstück: L 215 mm, 215 g Gewicht  
24 Monate Garantie

- Bis 3.500 mW/cm<sup>2</sup>
- Zusätzlicher Modus mit  
1 x 3 Sekunden oder  
12 x 3 Sekunden  
Aushärtungszeit



**549,-**

Zum Befestigen von Brackets  
hervorragend geeignet

## M+W select SUPERLITE 1300

### Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm  
Lichtintensität: max. 1.300 mW  
Wellenlängenbereich: 430 - 490 nm  
Gewicht: Ladegerät 560 g,  
Handstück 245 g  
(inkl. Akku und Lichtleiter)  
Länge Handstück:  
196 mm (inklusive Lichtleiter)  
Maße Ladestation (L x B x H):  
180 x 130 x 66 mm  
Akku: Li-Ion 2200 mAh,  
3,7V (4.000 Belichtungszyklen)  
Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

### Lieferumfang:

1 Handstück, 1 Ladestation, 1 Akku,

1 Lichtleiter, 1 Schutzschild

100 045 | 1 Stck. | € 345,00

€ 258,00

Bleaching Lightguide

100 046 | 1 Stck. | € 59,50

€ 46,50

### 4 verschiedene Modi



**258,-**

## M+W select SUPERLITE POWER PEN

### Lieferumfang:

1 Handstück mit eingebautem Akku,  
1 Ladekabel, 1 Lichtleiter 8 mm,  
1 Blendschutzschild,  
1 Handteillhalter (Kunststoff)

silber 200 025

weiß 200 026

schwarz 200 027

je Stck. € 229,00  
€ 169,00

### Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm  
Lichtintensität: bis zu 1.100 mW/cm<sup>2</sup>  
Wellenlängenbereich: 410 nm bis 490 nm  
Gewicht Handstück: 100 g  
Länge Handstück ohne Lichtleiter: 148 mm  
Durchmesser Handstück: max. 25 mm  
Akku: Li-Ionen Batterie (800 mAh)  
Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate



**169,-**

## M+W select SUPERLITE COLOR PEN

### Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm  
Lichtintensität: bis 1.100 mW/cm<sup>2</sup>  
Wellenlängenbereich: 410 - 490 nm  
Gewicht Handstück: 100 g  
Akku: Li-Ion Batterie (800 mAh)  
Garantie: Lampe 24 Monate /  
Akku 6 Monate / Lichtleiter keine Garantie

### Lieferumfang:

1 Handstück mit eingebautem Akku,  
1 Ladekabel, 1 Lichtleiter 8 mm,  
1 Blendschutzschild,  
1 Wandhalter aus Kunststoff

weiß 200 000

orange 200 001

lichtgrün 200 002

blau 200 003

lila 200 004

rosa 200 005

grau 200 006

je Stck. € 185,00  
€ 139,00

**139,-**



# ALT GEGEN NEU

## VALO™ LED-Polymerisationsleuchten

### Technische Daten:

Länge:  
VALO™ Corded: 23,5 cm  
VALO™ Cordless & Grand: 20,3 cm  
VALO™ X: 22,6 cm  
Gewicht:  
VALO™ Corded: 115 g  
VALO™ Grand & VALO™ Cordless:  
150 g (ohne Batterien)  
VALO™ X: 108 g (ohne Batterien)

Leuchtenkopf: H 11,4 mm, B 13,3 mm  
VALO™ X: 14,5 mm, 15,5 mm  
Ø Linse:  
VALO™ & VALO™ Cordless: 9,8 mm  
VALO™ Grand & VALO™ Grand Cordless: 11,7 mm  
VALO™ X: 12,5 mm  
Wellenlängen-Spektrum: 380 – 515 nm  
Garantie: 5 Jahre



ab **649,-\***

\* bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes



### VALO™ Corded

(1 Polymerisationsleuchte mit Kabel ca. 2,13 m,  
1 Universal-Netzteil mit Kabel ca. 1,83 m, 1 Handstück-  
Halter, 15 Hygieneschutzhüllen, 1 Light Shield):

Schwarz  
076 000 | 1 Kit | € 1.275,00  
€ 949,00

mit Rückkaufaktion € 649,00\*



**€ 300,-  
GUTSCHRIFT**  
VOM SONDERPREIS  
BEI RÜCKGABE  
IHRES ALT-GERÄTES

### VALO™ Cordless

(1 Polymerisationsleuchte, 1 Ladestation inkl. Netzteil,  
4 aufladbare Batterien, 1 Handstückhalter,  
15 Cordless Hygieneschutzhüllen, 1 Light Shield):

Schwarz  
076 010 | 1 Kit | € 1.275,00  
€ 949,00

mit Rückkaufaktion € 649,00\*



**€ 300,-  
GUTSCHRIFT**  
VOM SONDERPREIS  
BEI RÜCKGABE  
IHRES ALT-GERÄTES

### VALO™ Grand Cordless

(1 VALO Grand LED-Polymerisationsleuchte,  
4 Wiederaufladbare Batterien, 1 Batterieladegerät,  
1 Ladegerät-Netzteil, 1 Handstückhalter,  
15 Hygieneschutzhüllen, 1 VALO Grand Light Shield):

Schwarz  
141 592 | 1 Kit | € 1.589,00  
€ 1.099,00

Red Rock  
343 584 | 1 Kit | € 1.589,00  
€ 1.099,00

Midnight  
343 583 | 1 Kit | € 1.589,00  
€ 1.099,00

mit Rückkaufaktion € 799,00\*



**€ 300,-  
GUTSCHRIFT**  
VOM SONDERPREIS  
BEI RÜCKGABE  
IHRES ALT-GERÄTES

## VALO™ X **NEU**

- Hochwertiges Aluminium aus der Luft- und Raumfahrt
- 12,5 mm große Linse deckt jeden Zahn ab
- 12 LEDs
- Einfacher Wechsel zwischen zwei Polymerisations- und Diagnosemodi mit einer Handbewegung oder per Tastendruck
- Flaches, ergonomisches Design; wird nicht warm
- Kabelgebundene oder kabellose Verwendung
- 5 Zubehörlinsen im Lieferumfang enthalten
- 5 Jahre Herstellergarantie

**1.099,-\***

### Kit:

1 VALO™ X Polymerisationsleuchte, 1 Batterieladegerät mit 2 aufladbaren Batterien, 5 zusätzliche Linsen, 1 Netzgerät für Batterieladegerät oder Kabeladapter, 1 Kabeladapter, 15 Hygieneschutzhüllen, 1 Handstückhalter, 1 Light Shield

076 020 | 1 Kit | € 1.899,00  
€ 1.299,00

mit Rückkaufaktion € 1.099,00\*



**€ 200,-  
GUTSCHRIFT**  
VOM SONDERPREIS  
BEI RÜCKGABE  
IHRES ALT-GERÄTES

\* bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes

## Bluephase PowerCure

### Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill System Kit Spritze:

- 1 Bluephase PowerCure
- 3 g Tetric PowerFill Spritze IVA
- 2 g Tetric PowerFlow Spritze IVA
- 2 ml Adhese Universal System Kit VivaPen
- 30 Aufsteckkanülen
- 20 Schutzhüllen

219 151 | 1 Pckg. | € 1.710,00

€ 1.299,00

mit Rückkaufaktion € 1.049,00\*

### Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill System Kit Cavifil/Spritze:

- 1 Bluephase PowerCure
- 20 x 0,2 g Tetric PowerFill Cavifils IVA
- 2 g Tetric PowerFlow Spritze IVA
- 2 ml Adhese Universal System Kit VivaPen
- 30 Aufsteckkanülen
- 20 Schutzhüllen

219 150 | 1 Pckg. | € 1.710,00

€ 1.299,00

mit Rückkaufaktion € 1.049,00\*

Lichtintensität  
3.000 mW/cm<sup>2</sup>

€ 250,-  
GUTSCHRIFT

VOM SONDERPREIS  
BEI RÜCKGABE  
IHRES ALT-GERÄTES



1.049,-\*

\* bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes

ivoclar

## Bluephase G4

### Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Ladegerät
- 1 Netzkabel
- 1 Akku
- 1 Handstückablage
- 1 Lichtleiter 10 mm

191 000 | 1 Stck. | € 1.275,00

€ 949,00

### Bluephase G4 + Radiometer

191 001 | 1 Stck. | € 1.450,00

€ 1.089,00



Lichtintensität  
1.200 mW/cm<sup>2</sup>

ab 949,-

ivoclar

## Starlight pro

### Lieferumfang:

- Handstück inkl. Akku
- 8 mm Lichtleiter 45°
- Blendschutz
- Ladegerät
- Netzteil

042 050 | 1 Stck. | € 585,00

€ 429,00



Lichtintensität  
1.400 mW/cm<sup>2</sup>

429,-



KULZER  
MITSUI CHEMICALS GROUP

## 3M™ Elipar™ DeepCure

Bis zu **-37%**

### Technische Daten (Handteil):

Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku  
Nennspannung 3,7 V  
nutzbarer Lichtwellenlängenbereich: 430 – 480 nm  
Lichtintensität (zwischen 400 und 515 nm): 1.470 mW/cm<sup>2</sup>  
(unabhängig vom Ladezustand des Akkus)  
Lichtausstrittsfläche: 60 – 65 mm<sup>2</sup> (optisch aktiv)  
Maße: Ø 28 mm, L 270 mm  
Gewicht inkl. Lichtleiter: 250 g (Version S) bzw. 180 g (Version L)  
Garantie: 2 Jahre

### 3M™ Elipar™ DeepCure-S (Edelstahlvariante)

#### Lieferumfang:

- Kabelloses Handstück
- Ladestation (230 V)
- Lithium-Ionen-Akku
- 10 mm Lichtleiter
- Blendschutzschild

020 062 | 1 Stck. | € 1.475,00  
€ 949,00

### 3M™ Elipar™ DeepCure-L (Kunststoffvariante)

#### Lieferumfang:

- Handstück (mit eingebautem Lithium-Ionen-Akku)
- Universalnetzteil mit 5 Adaptern
- 10 mm Lichtleiter
- Blendschutzschild
- 3 Durchhärtescheiben

020 063 | 1 Stck. | € 785,00  
€ 499,00



ab **499,-** **3M**

## Thermaprep® 2 Ofen

Kompatibel mit den Obturatoren folgender Systeme:  
GuttaCore, Thermafil, ProTaper, WaveOne, GT Serie X  
Garantie: 12 Monate

188 650  
1 Stck. | € 475,00  
€ 395,00



### Ofen zur einfachen und sicheren Erwärmung von Thermafil® und GuttaCore® Obturatoren.

- Dreidimensionale Erwärmung
- Leuchtanzeigen und akustische Warnsignale
- Langsam hochfahrende Obturatorhalter
- Reinigungsprogramm

**395,-** **Dentsply Sirona**

## SmartLite® Pro®

### Technische Daten:

Lichtleistung von ~1250 mW/cm<sup>2</sup>  
Wellenlängenbereich Cure Aufsatz: 450 – 480 nm  
(Intensitätsmaximum bei ca. 465 nm)  
Handstück mit Akku: 120 Gramm

### Einführungspackung:

1 Handstück, 1 Cure Tip,  
1 Illumination Tip,  
2 Akkus, 1 Ladestation mit integriertem Radiometer,  
3 Lichtschutzschilde,  
Netzteil mit USB-Ladekabel,  
100 Schutzhüllen, Gebrauchsanweisung, Aushärtungsübersicht  
188 088 | 1 Stck. | € 1.589,00  
€ 1.249,00

### Einführungspackung EndoActivator:

1 SmartLite® Pro® Handstück,  
1 EndoActivator Aufsatz, 2 Akkus,  
1 Ladestation, 1 Zubehör-Box (Netzstecker, Adapter, USB-Kabel),  
Technikkarte, 100 Schutzhüllen,  
je 25 EndoActivator Tips small, medium, medium long  
288 090 | 1 Stck. | € 1.150,00  
€ 945,00

### Nachfüllpackung EndoActivator:

1 EndoActivator Aufsatz,  
100 Schutzhüllen, je 25 Tips small, medium, medium long, Technikkarte  
288 091 | 1 Stck. | € 449,00  
€ 359,00



### SmartLite® Pro® Endo-Resto Kit:

1 Einführungspackung SmartLite® Pro®,  
1 Nachfüllpackung SmartLite® Pro®  
EndoActivator bestehend aus  
1 EndoActivator Aufsatz, 1 Technikkarte,  
100 Schutzhüllen, je 25 SmartLite® Pro®  
EndoActivator Tips small, medium und large  
188 098 | 1 Stck. | € 1.799,00  
€ 1.429,00

GEGÜBER EINEM KAUF DER EINZELKOMPONENTEN IST IM SMARTLITE® PRO® ENDO-RESTO KIT DER NEUE ENDOAKTIVATOR AUFSATZ UM 50% REDUZIERT!



ab **359,-**

**Dentsply Sirona**

**1.429,-**

## Radii-Cal CX LED

**NEU**

LED-Polymerisationslampe mit einer Lichtleistung von 1.200 mW/cm<sup>2</sup>. Kollimierter Lichtstrahl für tiefere, verlässlichere Aushärtung. Das ergonomische Design minimiert die Ermüdung und maximiert den Komfort des Anwenders. Das Handstück wiegt lediglich 144 g. Softstart-Modus, integriertes Radiometer, lange Akkulaufzeit: 1.200 x 10 Sekunden, die Polymerisationslampe arbeitet in einem Wellenlängenbereich von 440 – 480 nm, 2 Jahre Garantie.

### Lieferumfang:

1 Radii-Cal CX LED-Polymerisationslampe,  
1 Ladestation, 1 Netzteil,  
3 Ersatz-Linsenkappen, Zubehör  
459 023 | 1 Kit | € 549,00  
€ 419,00



**419,-**

**SDI**

## D-Light® Pro

**-39%**

**Technische Daten:**  
Wellenlänge: 400 – 480 nm  
Lichtintensität: 700 mW/cm<sup>2</sup>  
und 1.400 mW/cm<sup>2</sup>  
Garantie: 2 Jahre

### Lieferumfang:

Handstückhülle und Elektromodul,  
Lichtleiter 8 mm, 2 Akkus, Ladestation,  
Netzteil, EU-UK-Adapter, fester Augenschutz,  
weicher Augenschutz (3 Stck.)  
047 002 | 1 Kit | € 1.298,00  
€ 789,00



LED-Polymerisationslampe  
mit dualer Wellenlänge und  
integriertem Erkennungsmodus

**789,-**

**GC**

## Demi Plus

**-28%**

Die Demi Plus ist eine LED-Polymerisationslampe (lichtemittierende Diode), die auf unseren Vorgängermodellen aufbaut und auch weiterhin die gleichen bestechenden Merkmale bietet, die der Demi-Polymerisationslampe einen solchen kommerziellen Erfolg beschert haben. Dank der PLS-Technologie wechselt die Demi periodisch von einer beeindruckenden Ausgangsleistung von 1.100 mW/cm<sup>2</sup> zu einer Höchstleistung von 1.330 mW/cm<sup>2</sup>. Dies ermöglicht der Demi Plus eine Aushärtungszeit von nur 5 Sekunden für A3 oder hellere Farbtöne. Das einzigartige Wärmesteuerungssystem von Demetron garantiert eine kühle, durchgehende hohe Leistungsabgabe ohne Überhitzungsgefahr der Pulpa.

**Technische Daten:**  
Lichtleistung: 1.100 – 1.330 mW/cm<sup>2</sup>  
Garantie: 3 Jahre / 1 Jahr auf den Akku

### Lieferumfang:

1 Handteil, 1 Ladestation, 1 Akku,  
1 Netzteil, 1 Turbo Lichtleiter 8 mm,  
1 Schutzschild  
036 040 | 1 Pckg. | € 1.290,00  
€ 925,00



Dental-  
Polymerisationslampe

**925,-**

**Kerr™**

## Mini L.E.D. Polymerisationslampen

**Technische Daten:**  
Wellenlänge: 420-480 nm  
Lichtleistung:  
Mini L.E.D. bis zu 1.250 mW/cm<sup>2</sup> / 3 Programme,  
Mini L.E.D. Active bis zu 1.492 mW/cm<sup>2</sup>,  
Mini L.E.D. SuperCharged bis zu 2.000 mW/cm<sup>2</sup>  
Garantie: 2 Jahre auf das Handstück,  
1 Jahr auf die Ladestation und das Zubehör,  
6 Monate auf die Akkus

### Lieferumfang:

1 Ladestation mit Netzstecker,  
1 Handstück, 1 Lichtleiter, 1 Blendschutz  
Mini L.E.D.  
798 050 | 1 Stck. | € 999,00  
€ 659,00

### Mini L.E.D. Active

798 042 | 1 Stck. | € 675,00  
€ 409,00

### Mini L.E.D. SuperCharged

798 068 | 1 Stck. | € 1.275,00  
€ 859,00



Mini L.E.D.  
SuperCharged



Mini L.E.D.



Mini L.E.D.  
Active

ab **409,-**

**acteon**

**M+W select KAPSELMISCHER**

- Zeit im Sekundenschritt wählbar
  - 10 Speicherplätze
  - 4.200 U/Min.
  - 2 Jahre Garantie
- 200 020 | 1 Stck. | € 299,00  
€ 239,00

**-20%**



**239,-**

**Silamat S6**

Technische Daten:  
Maße: H 17 x B 24 x T 23 cm  
Garantie: 3 Jahre

091 011 | 1 Stck. | € 690,00  
€ 519,00

**-24%**



**519,-**

**ivoclar**

**3M™ RotoMix™ Rotationsmischgerät**

Technische Daten:  
Mischfrequenz: 2.850 Schwingungen/Min.  
Zentrifugierfrequenz: 2.950 UpM  
Maße (H x B x T): 21 x 18 x 25 cm  
Gewicht: 4 kg

020 015 | 1 Stck. | € 899,00  
€ 639,00

**-28%**

- Bringt durch Rotationsmischprinzip eine komplett homogene Mischung aus
- Um bis zu 30% verkürzte Mischzeiten (im Vergleich zu 3M™ CapMix™)



**639,-**

**3M**

**3M™ CapMix™ Universalmischgerät**

Technische Daten:  
Mischfrequenz:  
4.300 Schwingungen/Min.  
Maße (H x B x T): 16 x 19,5 x 19,5 cm  
Garantie: 2 Jahre

020 005 | 1 Stck. | € 599,00  
€ 399,00

**-33%**

- Für alle Kapselprodukte von 3M™ geeignet
- Schnellverschluss zum einfachen Einlegen und Entnehmen der Kapsel
- Frei programmierbare Mischzeit und direkt anwählbare Festzeiten von (10 und 15 Sek.)
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf



**399,-**

**3M**

**Silver Mix Kapselanmischer**

Inhalt:  
• Silver Mix Kapselanmischer  
• 2 Netzkabel

813 780 | 1 Pckg. | € 349,00  
€ 258,00

**-26%**

**258,-**



**GC**

# 4+1

GÜLTIG AB 01.09.2023

## BEIM KAUF VON 5 NSK INSTRUMENTEN NACH WAHL IST DAS GÜNSTIGSTE IM GESAMTPREIS ENTHALTEN.

(Ti-Max X Hand- und Winkelstücke mit Licht, Ti-Max Z Turbinen, Ti-Max Airscaler mit Licht, S-Max M Lichtturbinen sowie S-Max M Hand- und Winkelstücke). Auslieferung der Instrumenten-Aktionen erfolgt direkt durch Firma NSK. Bitte geben Sie bei Bestellung „NSK 4+1“ an.

Bis zu **-51%**

### Ti-Max Z Turbinen

Garantie 24 Monate.

**Z800KL Mini-Kopf:**  
für KaVo Multiflex Kupplungen  
798 880 | 1 Stck. | € 845,00  
€ 655,00

**Z800SL Mini-Kopf:**  
für Sirona Schnellkupplung  
798 881 | 1 Stck. | € 845,00  
€ 655,00

**Z900KL Standard-Kopf:**  
für KaVo Multiflex Kupplungen  
798 882 | 1 Stck. | € 845,00  
€ 655,00

**Z900SL Standard-Kopf:**  
für Sirona Schnellkupplung  
798 883 | 1 Stck. | € 845,00  
€ 655,00

NEU		
<b>Z890KL Mini-Kopf:</b> für KaVo Multiflex Kupplung	898 813	1 Stck.   € 1.299,00 € 799,00
<b>Z890SL Mini-Kopf:</b> für Sirona Kupplung	898 814	1 Stck.   € 1.299,00 € 799,00
<b>Z890WL Mini-Kopf:</b> für W+H Roto Quick Kupplung	898 815	1 Stck.   € 1.299,00 € 799,00
<b>Z990KL Standard-Kopf:</b> für KaVo Multiflex Kupplung	898 810	1 Stck.   € 1.299,00 € 799,00
<b>Z990SL Standard-Kopf:</b> für Sirona Kupplung	898 811	1 Stck.   € 1.299,00 € 799,00
<b>Z990WL Standard-Kopf:</b> für W+H Roto Quick Kupplung	898 812	1 Stck.   € 1.299,00 € 799,00



ab **655,-**

### Ti-Max X Hand- und Winkelstücke mit Licht

Garantie 24 Monate.

**Winkelstück Ti-Max X95L:**  
4-fach Spray, 1:5 Übersetzung, FG-Schaft  
917 825 | 1 Stck. | € 885,00  
€ 598,00

**Winkelstück Ti-Max X15L:**  
1-fach Spray, 4:1 Untersetzung  
917 827 | 1 Stck. | € 735,00  
€ 525,00

**Winkelstück Ti-Max X25L:**  
1-fach Spray, 1:1 Übertragung  
917 826 | 1 Stck. | € 660,00  
€ 459,00

**Handstück Ti-Max X65L:**  
1-fach Spray, 1:1 Übertragung  
598 844 | 1 Stck. | € 720,00  
€ 549,00



### Ti-Max Airscaler mit Licht

Garantie: 12 Monate.

**Ti-Max Airscaler für KaVo MULTIFLEX Kupplung S970KL:**  
1 Airscaler, 1 Drehmomentschlüssel, je 1 Spitzenaufsatz S1, S2, S3, 1 Tip Cover L (Aufsatzschutz)  
159 085 | 1 Set | € 1.025,00  
€ 729,00

**Ti-Max Airscaler für Sirona Schnellkupplung S970SL:**  
1 Airscaler, 1 Drehmomentschlüssel, je 1 Spitzenaufsatz S1, S2, S3, 1 Tip Cover L (Aufsatzschutz)  
159 086 | 1 Set | € 1.025,00  
€ 729,00



**729,-**

# NSK

ab **459,-**

### SO BESTELLEN SIE BEI UNS:

Rufen Sie uns an unter:  
**0 60 42 / 88 00 88**  
Mo, Di, Do 7.30 - 17.30 Uhr  
Mi 7.30 - 17.00 Uhr | Fr 7.30 - 15.30 Uhr

App:  
**heja+**  
(Apple Store/Play Store)

Freefax:  
**00 800 / 88 00 80 01**  
(Gültig für Deutschland und Österreich)

Online via Web:  
**www.mwdental.de**  
**www.mwdental.at** (Österreich)

### UNSER SERVICE FÜR SIE:

**Ruck-Zuck-Lieferservice**  
Alles was Sie bis 17.00 Uhr bestellen, wird am selben Tag bearbeitet und versendet.



**Porto sparen**  
Ab einem Nettowarenwert von € 150,- erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

## S-Max M Lichtturbinen

Garantie 24 Monate.

### Direktanschluss an KaVo Kupplung:

S-Max M800KL Mini-Kopf,  
Kopfgroße Ø 10,6 x 12,5 mm  
759 015 | 1 Stck. | € 615,00  
€ 439,00

S-Max M900KL Standard-Kopf,  
Kopfgroße Ø 12,1 x 13,5 mm  
759 016 | 1 Stck. | € 615,00  
€ 439,00

### Direktanschluss an Sirona Kupplung:

S-Max M800SL Standard-Kopf,  
Kopfgroße Ø 12,1 x 13,5 mm  
759 017 | 1 Stck. | € 615,00  
€ 439,00

S-Max M900 SL Mini-Kopf,  
Kopfgroße Ø 10,6 x 12,5 mm  
759 018 | 1 Stck. | € 615,00  
€ 439,00



439,-

## S-Max M Hand- und Winkelstücke

Garantie 24 Monate.

**Winkelstück S-Max M95L**  
mit Licht rot, 4-fach Spray,  
1:5 Übersetzung, Keramik-  
kugellager, FG-Schaft  
698 890 | 1 Stck. | € 698,00  
€ 519,00

**Winkelstück S-Max M25L**  
mit Licht blau, 1-fach Spray,  
1:1 Übertragung  
698 891 | 1 Stck. | € 525,00  
€ 379,00

**Winkelstück S-Max M15L**  
mit Licht grün, 1-fach Spray,  
4:1 Untersetzung  
698 892 | 1 Stck. | € 625,00  
€ 429,00

**Handstück S-Max M65**  
ohne Licht blau, 1-fach-Spray,  
1:1 Übertragung  
698 893 | 1 Stck. | € 380,00  
€ 279,00



ab 279,-

## Ti-Max X Luftmotor

- Garantie 24 Monate
- 32.000 LUX
- 360°-Drehgelenk mit Licht
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Rücksaugstopp
- max. Geschwindigkeit: 23.000/min ±10%

**Ti-Max X205L mit Licht**  
134 782 | 1 Stck. | € 820,00  
€ 529,00

Typ ISO mit interner  
Wasserzufuhr



529,-

NICHT MIT 4+1 AKTION KOMBINIERBAR.

## Ti-Max X Chirurgie-Winkelstücke

Garantie 12 Monate.

**Ti-Max X-DSG20L 20:1:**  
mit Doppeldichtsystem, mit Licht  
898 077 | 1 Set | € 1.030,00  
€ 749,00

**Ti-Max X-DSG20 20:1:**  
mit Doppeldichtsystem, ohne Licht  
898 078 | 1 Set | € 820,00  
€ 615,00

**Ti-Max X-SG20L 20:1:**  
mit Licht  
898 079 | 1 Set | € 980,00  
€ 699,00



Ti-Max X-SG20L 20:1

ab 615,-

NICHT MIT 4+1 AKTION KOMBINIERBAR.

## ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

### Garantie

Sie erhalten stets frische Ware. Die in diesem Katalog gelisteten Artikel sind zu 99% lieferbar. Auslaufprodukte jedoch nur solange der Vorrat reicht.

### Preise

Alle angegebenen Preise verstehen sich in € netto, zuzüglich der jeweils landesgültigen MwSt. und sind gültig bis zum 29.09.2023.

### Rabatt

Informationen zu unserem Rabatt-System erhalten Sie unter der Telefonnummer: 0 60 42 / 88 00 88

### Frachtkosten

Frei Haus-Lieferungen bei Bestellungen ab einem Nettowarenwert von € 150,- innerhalb Deutschlands und Österreichs. Unter einem Nettowarenwert von € 150,- berechnen wir die Versandkosten nach tatsächlichem Aufwand.

### Lieferung

Der Versand erfolgt schnellstmöglich per privatem Zustelldienst direkt ab M+W Dental in Büdingen. Lieferungen, auch frei Haus, auf Gefahr des Bestellers. Eventuelle Transportschäden oder Fehllieferungen bitte sofort telefonisch mitteilen.

### Mindestbestellwert

Für Ihre Bestellung bei M+W gibt es keinen Mindestbestellwert. Für Kleinbestellungen mit einem Nettobestellwert unter € 40,- (ohne Versandkosten) berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 4,90.

### Zahlung

Die Rechnung liegt Ihrer Lieferung bei und ist innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von M+W Dental.

### Rückgaberecht

Sie haben innerhalb von 14 Tagen ein Rückgaberecht bei originalverpackter Ware. Das Rückgaberecht gilt jedoch nicht für

Medikamente und Sonderbestellungen. Bitte beachten: Ware transportsicher verpacken, Retourenschein beilegen und ausreichend frankiert zurücksenden.

### Erfüllungsort

Erfüllungs- und Gerichtsart ist Büdingen.

### Sonstiges

© M+W Dental, Büdingen. Nachdruck aus diesem Katalog, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung nicht gestattet. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Wir sind bemüht, immer aktuelle Fotos im Katalog abzubilden, die Abbildungen sind jedoch nicht verbindlich.

## Proxeo Twist Cordless PL-40 HW

### Aktionspaket:

- Antriebshandstück
- Kabellose Fußsteuerung
- Handstückablage
- Ladegerät mit Adapter
- Winkelstückaufsatz LatchShort (PL-66 W)
- +144 Prophy-Kelche weich (apfelgrün)

759 013 | 1 Pckg. | € 1.585,00  
€ 1.110,00

- Flexibel arbeiten ohne Kabel
- Einfache Drehzahlregulierung mit kabelloser Fußsteuerung
- Optimale Drehzahl für schonendes und effizientes Polieren/Reinigen
- Drei verschiedene Hand- und Winkelstückaufsätze
- Weniger Aerosol durch rotierendes Polieren



1.110,-

### AKTION

INKLUSIVE 1 PACKUNG PROPHY-KELCHE WEICH (APFELGRÜN) IM WERT VON € 87,-

## Proxeo Twist LatchShort

### Aktionspaket:

- 1 Prophylaxe Winkelstück WP-66 W, 4:1
- + 144 Prophy-Kelche weich (apfelgrün)

759 009 | 1 Paket | € 586,00  
€ 338,00

- Bis zu 4 mm geringere Arbeitshöhe
- Komfortables Druckknopfspannsystem
- Langlebig durch perfekte Abdichtung



338,-

### AKTION

INKLUSIVE 1 PACKUNG PROPHY-KELCHE WEICH (APFELGRÜN) IM WERT VON € 87,-

AUSLIEFERUNG ERFOLGT DIREKT DURCH FIRMA W&H



## Synea Fusion Aktionspakete\*

-50%  
Gegenüber UVP

\* Auslieferung erfolgt direkt durch Firma W&H. nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

### Aktionspaket 1

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-99LT  
759 065 | 1 Paket | € 1.970,00  
€ 1.257,00



### Aktionspaket 2

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-56LT  
759 066 | 1 Paket | € 1.358,00  
€ 871,00



### Aktionspaket 3

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-66LT  
759 067 | 1 Paket | € 1.598,00  
€ 1.034,00



### Aktionspaket 4

2 x Synea Fusion Handstück HG-43A  
759 068 | 1 Paket | € 990,00  
€ 634,00



### Aktionspaket 5

2 x Synea Fusion Turbine TG-98L  
759 069 | 1 Paket | € 1.558,00  
€ 987,00



### Aktionspaket 6

2 x Synea Fusion Turbine TG-98LM  
759 070 | 1 Paket | € 1.558,00  
€ 987,00



2 Stück ab  
634,-

# 3+1

BEI BESTELLUNG VON 4 INSTRUMENTEN  
AUS DER SYNEA FUSION UND VISION SERIE  
ERHALTEN SIE EINEN PREISNACHLASS IM WERT DES  
JEWEILS GÜNSTIGSTEN INSTRUMENTES IM PAKET.

Bei Bestellung über unseren Webshop bitte im Bemerkungsfeld „W&H 3+1“ angeben.



## CLEAN & CLEAR

Nicht nur sauber, sondern rein.

PROFITIEREN SIE ZUSÄTZLICH BEIM KAUF  
VON MIND. 4 HAND-/WINKELSTÜCKEN IM  
GESAMTWERT AB € 2.400,- VON EINEM  
GRATIS CLEAN&CLEAR WORKSHOP ZUR  
PFLEGE IHRER ÜBERTRAGUNGS-INSTRUMENTE.

WEITERE INFOS UNTER:  
[MWDENTAL.DE/WH-CLEAN-CLEAR](http://MWDENTAL.DE/WH-CLEAN-CLEAR)



### Synea Vision Hand- und Winkelstücke

**Schnelllauf-Winkelstück WK-99LT rot:**  
1:5, 5-fach Spray, Kopf Ø 9,5 mm, FG-Schaft  
459 065 | 1 Stck. | € 1.299,00  
€ 998,00

**Schnelllauf-Winkelstück WK-93LT rot:**  
1:4,5, 5-fach Spray, Kopf Ø 9,1 mm, FG-Schaft  
459 066 | 1 Stck. | € 1.299,00  
€ 998,00

**Winkelstück WK-56LT blau:**  
1:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft  
459 067 | 1 Stck. | € 885,00  
€ 689,00

**Untersetzungs-Winkelstück WK-66LT grün:**  
2:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft  
459 068 | 1 Stck. | € 965,00  
€ 748,00

**Untersetzungs-Winkelstück WK-86LT grün:**  
8:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft  
459 069 | 1 Stck. | € 1.050,00  
€ 819,00

**Handstück HK-43LT blau:**  
1:1, 1fach-Spray, Drehspannung mit Verriegelung  
459 070 | 1 Stck. | € 849,00  
€ 664,00



ab **664,-**

### Synea Fusion Hand- und Winkelstücke

**Schnelllauf-Winkelstück WG-99LT rot:**  
1:5 Übersetzung, FG-Schaft, mit Licht  
359 085 | 1 Stck. | € 985,00  
€ 769,00

**Winkelstück WG-56LT blau:**  
1:1 Übersetzung, WST-Schaft, mit Licht  
359 086 | 1 Stck. | € 679,00  
€ 539,00

**Winkelstück WG-66LT grün:**  
2:1 Reduzierung, WST-Schaft, mit Licht  
359 087 | 1 Stck. | € 799,00  
€ 639,00

**Schnelllauf-Winkelstück WG-99A rot:**  
1:5 Übersetzung, FG-Schaft, ohne Licht  
359 088 | 1 Stck. | € 739,00  
€ 586,00

**Handstück HG-43A blau:**  
1:1 Übersetzung, ohne Licht  
359 089 | 1 Stck. | € 495,00  
€ 389,00



ab **389,-**

### Synea Fusion Turbinen

**TG-97L:**  
Mini-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 10 mm,  
Licht LED+, Durchzugskraft 16 W bzw. 18 W ab SN-012631  
359 080 | 1 Stck. | € 779,00  
€ 599,00

**TG-98L:**  
Midi-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm,  
Licht LED+, Durchzugskraft 19 W bzw. 21 W ab SN-028880  
359 081 | 1 Stck. | € 779,00  
€ 599,00

**TG-97LM:**  
Mini-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht  
Kompaktglasstab, Durchzugskraft 16 W bzw. 18 W ab SN-002910  
359 082 | 1 Stck. | € 779,00  
€ 599,00

**TG-98LM:**  
Midi-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht  
Kompaktglasstab, Durchzugskraft 19 W bzw. 21 W ab SN-007442  
359 083 | 1 Stck. | € 779,00  
€ 599,00



**599,-**

### Synea Vision Turbinen

**TK-97L:**  
Mini-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht  
5-fach Ring LED+, Durchzugskraft 18 W bzw. 21 W ab SN-06030  
459 062 | 1 Stck. | € 1.250,00  
€ 959,00

**TK-98L:**  
Midi-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht  
5-fach Ring LED+, Durchzugskraft 21 W bzw. 24 W ab SN-07939  
459 063 | 1 Stck. | € 1.250,00  
€ 959,00

**TK-97LM:**  
Mini-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht  
Kompaktglasstab, Durchzugskraft 18 W bzw. 21 W ab SN-01475  
459 060 | 1 Stck. | € 1.050,00  
€ 819,00

**TK-98LM:**  
Midi-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht  
Kompaktglasstab, Durchzugskraft 21 W bzw. 24 W ab SN-02151  
459 061 | 1 Stck. | € 1.050,00  
€ 819,00



ab **819,-**

### INSTRUMENTENPAKET MASTER/EXPERT MIX

BEIM KAUF EINES MASTER/EXPERT-INSTRUMENTENPAKETS – BESTEHEND AUS 4 INSTRUMENTEN (MASTER- UND/ODER EXPERT-SERIE) – ERHALTEN SIE EINEN PREISNACHLASS IN HÖHE VON € 400,-

Es müssen mind. 2 unterschiedliche Instrumente im Paket ausgewählt werden. Köpfe zählen nur in Verbindung mit einem Unterteil als Instrument – Bitte geben Sie bei Bestellung „KaVo Master/Expert Mix“ an. Duo Pack nicht in der Aktion enthalten.

#### EXPERTmatic ohne Licht

Garantie 24 Monate.

E25 C rot, 1:5, FG-Schaft  
282 848 | 1 Stck. | € 1.159,00  
€ 645,00

E20 C blau, 1:1, WST-Schaft  
282 849 | 1 Stck. | € 789,00  
€ 449,00

E15 C grün, 5,4:1, WST-Schaft  
282 850 | 1 Stck. | € 899,00  
€ 499,00

E10 C blau, 1:1 Handstück  
282 851 | 1 Stck. | € 659,00  
€ 369,00



ab **369,-**

#### EXPERTmatic mit Licht

Garantie 24 Monate.

E25 L rot, 1:5, FG-Schaft  
282 845 | 1 Stck. | € 1.434,00  
€ 729,00

E20 L blau, 1:1, WST-Schaft  
282 846 | 1 Stck. | € 1.045,00  
€ 539,00

E15 L grün, 5,4:1, WST-Schaft  
282 847 | 1 Stck. | € 1.166,00  
€ 629,00



ab **539,-**

#### EXPERTtorque E680 L

Garantie: 24 Monate.

EXPERTtorque E680 L  
282 841 | 1 Stck. | € 1.299,00  
€ 689,00



**689,-**

BEIM KAUF EINES DUO PACKS, BESTEHEND AUS ZWEI GLEICHEN INSTRUMENTEN, SPAREN SIE € 150,- GEGENÜBER DES EINZELKAUFS.

#### EXPERTtorque E680 L

Duo Pack:  
EXPERTtorque E680L, 2 Stck.  
282 865 | 1 Pckg. | € 2.449,00  
€ 1.228,00



**1.228,-**

#### MASTERtorque

Duo Pack:  
M9000L, 2 Stck.  
282 869 | 1 Pckg. | € 3.248,00  
€ 1.748,00



**1.748,-**

#### MASTERmatic

Duo Pack:  
Schnellaufwinkelstück M25L rot,  
1:5, FG-Schaft, 2 Stck.  
282 870 | 1 Pckg. | € 3.748,00  
€ 1.828,00



**1.828,-**



## INSTRUMENTENPAKET MASTER MIX

BEIM KAUF EINES MASTER-INSTRUMENTENPAKETS – BESTEHEND AUS 3 INSTRUMENTEN –

**ERHALTEN SIE EINEN PREISNACHLASS IN HÖHE VON € 400,-**

Es müssen mind. 2 unterschiedliche Instrumente im Paket ausgewählt werden. Köpfe zählen nur in Verbindung mit einem Unterteil als Instrument-  
Bitte geben Sie bei Bestellung „KaVo Master Mix“ an. Duo Pack nicht in der Aktion enthalten.

### MASTERmatic Serie

Garantie 24 Monate.

Schnellaufwinkelstück M25L rot,  
1:5, FG-Schaft

182 070 | 1 Stck. | € 1.949,00  
€ 989,00

Unterteil M20L blau, 1:1

182 071 | 1 Stck. | € 859,00  
€ 465,00

Unterteil M07L grün, 2,7:1

182 072 | 1 Stck. | € 949,00  
€ 539,00

Unterteil M29L grün, 7,4:1

182 073 | 1 Stck. | € 1.174,00  
€ 649,00

Handstück M10L blau, 1:1

182 074 | 1 Stck. | € 1.229,00  
€ 679,00



#### Intra Endo Kopf L3

gelber Punkt, 1:1, für Endo-Handinstrumente,  
Griffdurchmesser 3,5-4 mm, 90°-Drehbewegung,  
Druckknopfspannung

082 042 | 1 Stck. | € 399,00  
€ 259,00

#### Intra Endo Kopf L53

gelber Punkt, mit Druckknopfspannung, für Wurzelkanal-  
instrumente, Winkelstückschaft, 90°-Drehbewegung

082 043 | 1 Stck. | € 399,00  
€ 259,00

#### Intra EVA Kopf L61 G

mit gedämpftem Hub 0,8 mm, für frei drehbare Feilen  
(Cavishape, Bevelshape, Proxoshape, Rootshape)

082 045 | 1 Stck. | € 529,00  
€ 349,00

#### Intra EVA Kopf L61 R

mit gedämpftem Hub 0,8 mm, 36 Rasterstellungen  
zum Arretieren der Feileneinsätze

082 046 | 1 Stck. | € 619,00  
€ 339,00

#### Intra Kopf L67

grüner Punkt, 2:1

082 041 | 1 Stck. | € 449,00  
€ 259,00

#### Intra Kopf L68

blauer Punkt, 1:1

082 040 | 1 Stck. | € 449,00  
€ 259,00



ab **259,-**

ab **465,-**

### MASTERtorque™

Garantie 24 Monate.

Turbinenwinkelstück M9000L  
182 899

1 Stck. | € 1.699,00  
€ 949,00



**949,-**

BEIM KAUF EINES DUO PACKS, BESTEHEND AUS ZWEI GLEICHEN INSTRUMENTEN,

**SPAREN SIE € 150,- GEGENÜBER DES EINZELKAUFS.**

### EXPERTmatic mit Licht

Duo Pack:

EXPERTmatic E25 L rot, 1:5,  
FG-Schaft, 2 Stck.

282 866 | 1 Pckg. | € 2.718,00  
€ 1.308,00

Duo Pack:

E20 L blau, 1:1, WST-Schaft, 2 Stck.

282 867 | 1 Pckg. | € 1.940,00  
€ 928,00

Duo Pack:

E15 L grün, 5,4:1, WST-Schaft, 2 Stck.

282 868 | 1 Pckg. | € 2.182,00  
€ 1.108,00



ab **928,-**



**KAVO**  
Dental Excellence

## VORTEILSPAKET



BEIM KAUF VON EINEM SONICFLEX  
QUICK SET SIND **5 WEITERE SONICFLEX-  
SPITZEN IM PREIS ENTHALTEN.**

Bitte geben Sie hierfür bei Ihrer Bestellung das Aktionskennwort „Sonicflex-Aktion“  
sowie die Artikelnummern der 5 gewünschten Sonicflex-Spitzen an.

## VORTEILSPAKET



BEIM KAUF VON EINEM SONICFLEX  
LUX 2003 L SET SIND **5 WEITERE SONICFLEX-  
SPITZEN IM PREIS ENTHALTEN.**

Bitte geben Sie hierfür bei Ihrer Bestellung das Aktionskennwort „Sonicflex-Aktion“  
sowie die Artikelnummern der 5 gewünschten Sonicflex-Spitzen an.

### SONICflex quick 2008

Sonicflex Quick 2008 L für KaVo Kupplung,  
1 Drehmomentschlüssel, je 1 Scalerspitze  
5A, 6A, 7A

513 192 | 1 Pckg. | € ~~1.650,00~~  
€ 1.339,00

Sonicflex Quick 2008 LS für Sirona  
Kupplung, 1 Drehmomentschlüssel,  
je 1 Scalerspitze 5A, 6A, 7A

133 514 | 1 Pckg. | € ~~1.650,00~~  
€ 1.339,00



### SONICflex LUX 2003

Sonicflex Lux 2003 L, 1 Drehmoment-  
schlüssel, je 1 Scalerspitze 5, 6, 7

613 843 | 1 Pckg. | € ~~1.650,00~~  
€ 1.339,00



# 1.339,-

# 1.339,-

# KAVO

Dental Excellence

## Hydrim C61 WD G4 Aktionspaket

Kompaktes Reinigungs- und Desinfektionsgerät für bis zu 6 große Kassetten.  
Es können bis zu 120 Instrumente in 60 Minuten vollständig aufbereitet werden.  
Die validierten Zyklen garantieren ein optimales Reinigungs- und Desinfektions-  
ergebnis. Kurze Trocknungszeit durch die Aktivlufttrocknungstechnologie.  
Die G4 Technologie ermöglicht eine verlässliche Freigabe der Beladung und  
kann sich mit Ihren smarten Geräten oder Computer verbinden, wodurch Sie  
einen einfachen Zugriff auf Zyklusdaten, Instandhaltungsinformationen und  
Serviceprotokolle haben. Auf Wunsch ist auch ein Fernzugriff durch einen  
spezialisierten Techniker möglich.

**Technische Daten:**  
Maße des Gerätes (B x H x T): 598 x 520 x 526 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür: 829 mm  
Gewicht: 44 kg  
Garantie: 2 Jahre

### Aktionspaket:


- Hydrim C61 WD G4
- 1 LCS Handpiece System
- 1 Centre Support
- 2 Kit 2000 Basket, J
- 1 Lower Trolley
- 1 Vertical Basket
- 4 Adapter Intra
- 3 Adapter Multi, Bar
- 1 Scaler Tip
- 1 HIP Cleaning Solution

643 555 | 1 Stck. | € ~~8.899,00~~  
€ 6.499,00

**INKLUSIVE  
INSTALLATIONSPAUSCHALE  
(ANFAHRT & EINWEISUNG)  
IM WERT VON € 550,-**



# -27%



# 6.499,-

Reinigungs- und  
Desinfektionsgerät

# SciCan

BEIM KAUF VON 3 INSTRUMENTEN NACH WAHL (PRIME LINE, ECO LINE) ERHALTEN SIE

**15% RABATT!**

**M+W select ECO LINE HAND-UND WINKELSTÜCKE**

Glasabstichtleiter (40.000 Lux) mit glatter, chrombeschichteter Außenhülle. Thermodesinfizierbar und autoklavierbar. Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen).

**ECO LINE Winkelstück:**

LE15L rot, Übersetzung 1:5, FG-Schaft, 200.000 U/min, 3-fach Spray, mit Licht  
200 050 | 1 Stck. | € 595,00

LE11L blau, Übersetzung 1:1, WST-Schaft, 40.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, mit Licht  
200 051 | 1 Stck. | € 419,00

LE21L grün, Übersetzung 2:1, WST-Schaft, 20.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, mit Licht  
200 052 | 1 Stck. | € 419,00

**ECO LINE Handstück:**

LE01 blau, Übersetzung 1:1, HP Fräser, 40.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, ohne Licht  
200 053 | 1 Stck. | € 265,00



LE15L € 595,- € 505,75\*

LE11L € 419,- € 356,15\*

LE21L € 419,- € 356,15\*

LE01L € 265,- € 225,25\*

ab **225,25\***

**M+W select PRIME LINE TURBINE**

Titanbeschichtete Außenhülle  
350.000 U/min  
Lautstärke: max. 55 dB  
Licht: 40.000 Lux  
Leistung: 25 Watt  
4-fach Spray, Keramiklagerelement und Hartmetallschneidzange  
Gewicht: 69 g  
Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm  
Thermodesinfizierbar und autoklavierbar  
Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen)

HP21KL für Multiflex Kupplung  
200 040 | 1 Stck. | € 695,00

HP21SL für Sirona Kupplung  
200 042 | 1 Stck. | € 695,00

HP21WL für W&H Kupplung  
200 043 | 1 Stck. | € 695,00

HP21NL für NSK Kupplung  
200 041 | 1 Stck. | € 695,00



HP21KL

HP21SL

HP21WL

HP21NL

**M+W select ECO LINE TURBINE**

Chrombeschichtete Oberfläche  
320.000 U/min  
Lautstärke: max. 62 dB  
Ausleuchtung über einen Glasfaserlichtstab  
Leistung: 24 Watt  
4-fach Spray, Keramiklagerelement  
Gewicht: 63 g  
Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm  
Garantie 18 Monate + weitere 12 Monate Garantieverweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen)

HE21KL für Multiflex Kupplung  
200 045 | 1 Stck. | € 419,00

HE21SL für Sirona Kupplung  
200 047 | 1 Stck. | € 419,00

HE21WL für W&H Kupplung  
200 048 | 1 Stck. | € 419,00

HE21NL für NSK Kupplung  
200 046 | 1 Stck. | € 419,00



HE21KL

HE21SL

HE21WL

HE21NL

ab **590,75\***

**356,15\***

\* Sonderpreisen ab 3 Instrumenten (Hand- und Winkelstücke, Turbine gemischt)

**M+W select PULVERSTRAHLGERÄT**

**Pulverstrahlgerät:**

KaVo Anschluss  
200 074 | 1 Stck. | € 595,00

Sirona Anschluss  
200 075 | 1 Stck. | € 595,00

- Ergonomische, kompakte Form
- 360° RotoGrip®-System
- 24 Monate Garantie
- KaVo und Sirona Anschluss



**595,-**

GLEICH PASSENDE KUPPLUNG MIT BESTELLEN

**M+W select LED SCHNELLKUPPLUNG**

Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverweiterung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen).

KaVo QC6016KW 6-Loch, mit Wasserregulierung  
200 061 | 1 Stck. | € 199,00

Sirona QC6016SW 6-Loch, mit Wasserregulierung  
200 062 | 1 Stck. | € 199,00



**199,-**

M+W Select LED Schnellkupplung nicht mit 15% Rabatt Aktion kombinierbar.

# M+W REPAIR & CARE

Unser schneller und zuverlässiger  
Reparaturservice für Sie.

Wir sorgen mit unserem hochqualifizierten Reparaturservice M+W Repair & Care dafür, dass Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden und sparen Ihnen dadurch wertvolle Zeit und Kosten.

## Wir reparieren für Sie:

- Hand- und Winkelstücke
- Turbinen
- Mikromotoren
- Kupplungen
- Schläuche
- ... und vieles mehr

## Von folgenden Herstellern:



... und weiteren führenden Herstellern.

## Ihre Instrumenten- Schläuche sind defekt?

Wir kümmern uns darum –

**Schlauchreparaturen  
bereits ab € 75,-!**



Beauftragen Sie noch heute die Abholung Ihrer zu reparierenden Geräte – immer mit einem **kostenlosen Kostenvoranschlag & einer kostenlosen Abholung**. Wir kümmern uns um Ihre Reparaturen!

Hotline: **0 60 42 / 88 00 88**  
E-Mail: **repair@mwdental.de**



Schonen Sie die Umwelt  
und lassen Sie von uns  
Ihre Instrumente reparieren,  
anstatt sie zu entsorgen!

**10%**  
auf alle Reparaturen –  
auch Schlauchreparaturen  
(inkl. Grundaufwand  
sowie Ersatzteile\*)

Code: 17  
Nur gültig bis 29.09.2023

\*10% Sonderrabatt auf alle Reparaturen – auch Schlauchreparaturen. Die Reparatur kann wahlweise mit Originalersatzteilen oder Reproduktionsteilen (Generika) erfolgen. Gültig bis 29.09.2023. Die Aktion kann bei Bedarf mehrmals unter Angabe des Gutscheincodes 17 in Anspruch genommen werden, ist aber nicht mit anderen Rabatten und Aktionen kombinierbar. Die Aktion kann nicht für zurückliegende Reparaturaufträge geltend gemacht werden. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

**WICHTIG!** Bitte verpacken Sie Ihre Geräte in einem stabilen Karton. Umschläge und der Gleichen werden nicht mehr vom Paketabholdienst mitgenommen – es droht der Verlust Ihrer Geräte. Alternativ können Sie bei uns jederzeit dafür vorgesehene Reparaturboxen anfordern oder einfach unter Angabe der Art.-Nr. 059 921 mit fakturieren lassen.

Nach dem Ausfüllen dieses Formulars behalten Sie bitte eine Kopie für Ihre Unterlagen und legen das Originalformular den zu reparierenden Geräten bei.

Kundennummer:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Beruf/Praxis/Labor:

Name/Vorname:

Straße/ Hausnummer:

PLZ:

--	--	--	--	--	--

Ort:

› **CODE: 17**

› **Gültig bis 29.09.2023**

Auf diesem Formular ist der Gutscheincode bereits eingedruckt. Bei Ihrem Online-Auftrag den **Gutscheincode 17** angeben.



# M+W REPAIR & CARE

## AUFTRAGSFORMULAR

Auftragsdatum:

Ansprechpartner:

E-Mailadresse oder Faxnummer:

Telefon:

Sofortige Reparatur pro Gerät bis netto €:

Abholwunsch:

Öffnungszeit von/bis:

Mittagspause von/bis:

BEI BEDARF BESTELLSCHHEIN KOPIEREN.

Pos.	Hersteller	Modell	Seriennummer	Fehlerbeschreibung
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

An **M+W REPAIR & CARE** faxen oder per Post an:

M+W Dental GmbH, REPAIR & CARE

Reichardsweide 40, D-63654 Büdingen



Schon Sie die Umwelt und lassen Sie von uns Ihre Instrumente reparieren anstatt sie zu entsorgen!

Hotline: **0 60 42 / 88 00 88**

E-Mail: **repair.care@mw dental.de**

Fax an: **00 800 / 88 00 80 01**

Bitte beachten Sie: Faxbestellungen können nicht bestätigt werden.

\* 10% Sonderrabatt auf alle Reparaturen – auch Schlauchreparaturen. Die Reparatur kann wahlweise mit Originalersatzteilen oder Reproduktionsteilen(Generika) erfolgen. Gültig bis 29.09.2023. Die Aktion kann bei Bedarf mehrmals unter Angabe des Gutscheincode 17 in Anspruch genommen werden, ist aber nicht mit anderen Rabatten und Aktionen kombinierbar. Die Aktion kann nicht für zurückliegende Reparaturaufträge geltend gemacht werden. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## Newtron P5XS

Garantie: 2 Jahre.

- Die spezielle Härte der Spitzen entspricht nahezu dem Zahnschmelz
- Automatische Leistungseinstellung und perfekt kontrollierte Vibrationen dank der Newtron®-Technologie
- Der Anwender profitiert vom verbesserten Tastsinn
- Größtes Spitzensortiment mit höherer Wirksamkeit selbst bei niedriger Leistung – für die verschiedensten klinischen Anwendungen

### Newtron P5XS:

- Mit Slim B.LED-Handstück (je ein weißer und blauer LED-Ring)
- 5 x 1,5 ml Kit Plaque-Indikator F.L.A.G.
- Autoklavierbarer Universalschlüssel
- 3 Spitzen Nr. 1, 1S, H3
- 300 ml Flüssigkeitsbehälter
- Fest angeschlossener Fußschalter
- Zubehör für die Inbetriebnahme

698 058 | 1 Stck. | € 2.650,00  
€ 1.799,00

Handstück Newtron Slim B.LED  
weißer LED-Lichtring  
243 665 | 1 Stck. | € 825,00  
€ 529,00

Bis zu **-35%**



Extra Handstück für extra hohe Hygiene

- Ergonomische Form in jeder Griffposition, mit flexiblem Schlauch
- Innenseite aus Titan, dadurch extrem korrosionsfest
- B.LED: Sichtbarmachung von Plaque und hervorragende Ausleuchtung der Mundhöhle
- Der Kopf des Handstücks ist austausch- und autoklavierbar
- 6 Hochleistungs-LEDs
- Zahnerhalt dank perfekter Ultraschallschwingungen und hochwertigen Stahlsitzen
- Schnelle und sichere Identifikation
- Präzise und schmerzfreie Beseitigung des Zahnsteins

**1.799,-**

**acteon**

## Varios 970

### Technische Daten:

Maximale Leistung: 11 W  
Abmessungen (B x T x H): 160 x 60 x 80 mm  
Gewicht Steuergerät: 2,2 kg  
Flaschenvolumen: 400 ml (x 2 Flaschen)

### Lieferumfang:

- Steuergarät
- Handstück inkl. Kabel
- Fußschalter
- 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 2 Kühlmittelbehälter à 400 ml + Festwasseranschluss
- Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln

- iPiezo-Steuerlektronik für stabile Leistungsabgabe
- Federleichtes Handstück für alle Indikationen
- Umfassendes Aufsatzsortiment für alle Anwendungsbereiche: Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik
- LED-Lichttechnologie

Ultraschallgerät mit der iPiezo-Technologie



+

AUSLIEFERUNG ERFOLGT DIREKT DURCH FIRMA NSK

ab **1.590,-**

**NSK**

**-35%**

GÜLTIG AB 01.09.2023:

### Sparpaket P5-A:

Varios 970 Lux Komplettsatz  
+ 2. Varios LED Handstück  
143 480 | 1 Stck. | € 2.780,00  
€ 1.790,00

### Sparpaket P5-B:

Varios 970 Komplettsatz  
+ 2. Varios Handstück ohne Licht  
443 834 | 1 Stck. | € 2.450,00  
€ 1.590,00

## Cavitron Select SPS

- Patentierte SPS-Technologie zur Stabilisierung der Leistung in allen Leistungseinstellungen
- „Blue Zone“ zum schonenden Arbeiten im reduzierten Leistungsbereich
- „Power Boost“ zur temporären Leistungsverstärkung bei Bedarf
- Frequenz: 30 kHz; für alle 30 kHz Cavitron-Einsätze
- Optionales Arbeiten mit Spüllösungen möglich
- Plug & Play-System (lediglich Stromanschluss erforderlich)
- Sicherer Schutz vor Kreuzkontaminationen durch abnehmbares, autoklavierbares, um 330° drehbares Steri-Mate Handstück (613 119)
- Bis 134 °C autoklavierbar
- Herstellergarantie: 2 Jahre

### Cavitron Select SPS

mit Wassertank und Pumpe:

- Steri-Mate Handstück
- Cavitron Powerline 1000
- Fußanlasser
- Netzteil

088 085 | 1 Stck. | € 3.395,00  
€ 2.899,00



Transportabler Ultraschall-Scaler für die allgemeine supra- & subgingivale Belagentfernung

**2.899,-**

**HÄGER WERKEN**

## PROPHYflex 4

### Prophy Box

1 PROPHYflex 4 (Multiflex-Anschluss),  
80 Sticks PROPHYpearls neutral,  
80 Sticks PROPHYpearls Selection,  
1 Kit Kerr OptiView Small,  
1 Kit Kerr OptiView Standard:

Wave

282 015 | 1 Pckg. | € ~~1.315,00~~  
€ 949,00

Lime

282 016 | 1 Pckg. | € ~~1.315,00~~  
€ 949,00

Flamingo

282 017 | 1 Pckg. | € ~~1.315,00~~  
€ 949,00



Die KaVo Kerr Prophy Box vereint die KaVo Prophylaxe-Lösung mit den passenden Kerr Materialien in einem Paket – für effiziente Prophylaxe

## AKTION

BEIM KAUF EINES PROPHYFLEX 4 PERIO KITS SIND 4 FLASCHEN PROPHYFLEX PERIO POWDER À 100 G IM WERT VON € 95,80 IM PREIS ENTHALTEN.

\* Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen

### Perio Kit:

3 perio tip, 1 Adapter perio tip, 1 Schlüssel (zum Aufschrauben des perio tips), 1 Düsenadel, 2 Pulverbehälter, 2 Gummiverschlüsse subgingival (pink), 20 g PROPHYflex Perio Pulver

282 011 | 1 Pckg. | € ~~339,00~~  
€ 269,00



# 949,-

**KAVO**  
Dental Excellence

## Air-N-Go easy Airpolisher

**Technische Daten:**  
Spül- und Luftdurchflussmenge:  
15 ml/Min. (+/- 5 ml/Min.)  
max. Luftdruck 3 – 4 bar  
Garantie: 2 Jahre

### Lieferumfang:

1 Air-N-Go easy Handstück, 1 Adapter, 1 Supra Düse 120°,  
1 Pulverflasche Classic neutral 250 g, 1 Air-N-Go easy Kit zur Instandhaltung und Pflege, Quickstart, Quickclean:

für KaVo Multiflex Anschluss

559 080 | 1 Stck. | € ~~1.250,00~~  
€ 899,00

für Sirona Anschluss

559 081 | 1 Stck.

# -28%



€ ~~1.250,00~~  
€ 899,00

# 899,-

**acteon**

## Dento-Prep

### Dento-Prep

inkl. Schnellkupplung und Schlauch  
(Bitte zusätzlich entsprechenden Connector mitbestellen)

398 090 | 1 Stck. | € ~~236,00~~  
€ 189,00

# -20%



Mikro-Pulverstrahlgerät

# 189,-

**RÖNVIG**  
Dental Mfg. A/S

## Airsonic Mini Sandblaster

# -21%

- Zum Aufräuen der Klebeflächen von Kronen, Brücken, Brackets, Stiften etc.
- Gründlich aufgeraute Klebeflächen für eine optimale Haftung verschiedener Materialien
- Ideal für alle Metalle und Keramiken
- Auch zum Entfernen von Zementresten aus Kronen und Brücken

### Airsonic Mini Sandblaster Set:

- Sandblaster, 60° Düse
- 20 g Aluminiumoxid (50 µm)

022 028 | 1 Set | € ~~265,00~~  
€ 209,00



Handliches Sandstrahlgerät

# 209,-

**HÄGER**  
WERKEN

## Perio-Mate

**-32%**

### Lieferumfang:

- Perio-Mate Gerät (Pulverkammer und Handstück)
- 40 Stck. sterile Einweg-Düsenstippen
- 100 g Flasche Perio-Mate Powder
- 1 Reinigungsset
- 1 Fläschchen Öl
- 1 Ersatz-Pulverkammerdeckel



für KaVo Multiflex Kupplung  
459 050 | 1 Stck. | € 1.030,00  
€ 699,00

für Sirona Schnellkupplung  
459 051 | 1 Stck. | € 1.030,00  
€ 699,00

für W&H RotoQuick Kupplung  
459 052 | 1 Stck. | € 1.030,00  
€ 699,00

**699,-**

**NSK**

## Prophy-Mate neo

Garantie: 12 Monate.

### Lieferumfang:

- Handstück mit 60°- und 80°-Düsen
- Reinigungsbürste
- Draht und Düsendrähle
- 5 x 15 g Sticks FLASHpearl Reinigungspulver
- Pulverbehälterdeckel
- Schraubschlüssel zum Wechseln der Düse



für KaVo MULTIflex Kupplung  
598 053 | 1 Stck. | € 875,00  
€ 599,00

für Sirona Schnellkupplung  
598 054 | 1 Stck. | € 875,00  
€ 599,00

für W&H Kupplung  
917 020 | 1 Stck. | € 875,00  
€ 599,00

**599,-**

**NSK**

## AIR-FLOW® Handy 2+

Garantie 12 Monate.

### Lieferumfang:

AIR-FLOW® Handy 2+ mit 120° Düse, Verschlusskappe, Wartungsset, 300 g AIR-FLOW®:

KaVo anthrazit

698 895 | 1 Stck. | € 920,00  
€ 745,00

Sirona anthrazit

698 898 | 1 Stck. | € 920,00  
€ 745,00



**745,-**

**EMS<sup>+</sup>**

## AIR-FLOW® Handy 3.0

### Lieferumfang:

1 AIR-FLOW® Handy 3.0, 1 120° Sprayhandstück AIR-FLOW®, 300 g Flasche AIR-FLOW® Pulver CLASSIC, 1 Nachfüllvorrichtung AIR-FLOW® Easy Fill 3.0, 1 Reinigungsvorrichtung AIR-FLOW® Easy Clean, 1 Wartungsset:

KaVo

559 000 | 1 Stck. | € 1.160,00  
€ 925,00

Sirona

559 001 | 1 Stck. | € 1.160,00  
€ 925,00



**925,-**

**EMS<sup>+</sup>**

## MyLunos® Set Supra

Zur sanften, effektiven Entfernung von supragingivalen Verfärbungen.

### Lieferumfang:

- MyLunos® Pulver-Wasserstrahlgerät inkl. Düse Supra
- Pulverbehälter in Blau mit Ablage
- Lunos® Prophylaxepulver Gentle Clean (180 g)
- O-Ring Set
- Prophylaxekanüle
- Adapterset zur manuellen und maschinellen Aufbereitung

mit KaVo Anschluss

013 005 | 1 Stck. | € 1.529,00  
€ 1.199,00

mit Sirona Anschluss

013 006 | 1 Stck. | € 1.529,00  
€ 1.199,00

mit NSK Anschluss

013 007 | 1 Stck. | € 1.529,00  
€ 1.199,00

**-22%**



**1.199,-**

**DÜRR  
DENTAL**

## iPex II

### Komplettset:

- 1 Steuergerät
- 1 Messkabel
- 3 Feilenclip
- 3 Lippenhaken
- 3 Mangantrockenbatterien AAA

259 049 | 1 Set | € 870,00  
€ 569,00

# -34%

#### Technische Daten:

Stromversorgung: 1,5V AAA-Batterien (LR03 oder R03)  
Dauerbetrieb: ca. 60 Stunden  
Maße (B x T x H): 60 x 60 x 86,5 mm  
Gewicht: 76 g (Steuergerät ohne Batterie)  
Garantie: 12 Monate



# 569,-

# NSK

## CanalPro™ Jeni

# Über -30%

### Komplett-Set:

- Steuergerät
- Motor mit Apex Messkontakt
- Winkelstück 1:1
- Bluetooth Fußschalter
- Netzteil
- Apexkabel-Set
- Haltebügel Apexkabel

079 020 | 1 Pckg. | € 3.300,00  
€ 2.299,00

Digitales Assistenz-System zur Kanalaufbereitung

Beim Kauf eines CanalPro™ Jeni haben Sie die Möglichkeit, an einer kostenlosen Schulung teilzunehmen.



# 2.299,-

# COLTENE

## Dual Pex

### Lieferumfang:

- Dual Pex Apex Locator
- 2 Lippenclips
- 1 Tester
- 2 Feilenclips
- 1 Messkabel
- 1 Netzteil mit Adapter

150 006 | 1 Pckg. | € 499,00  
€ 399,00

- Robustes und kompaktes Design, gut lesbares 3,5" LCD-Farbdisplay
- Präzise Lokalisierung der Feilenposition selbst in trockenen oder feuchten Wurzelkanälen
- Visuelle und akustische Signale in Echtzeit
- Einstellbare apikale Begrenzung (Bezugspunkt)
- Übertragung der Feilenposition auf das Display von Dual Move"



# 399,-

## Dual Move

### Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Winkelstück
- 1 Handstückhalterung
- 1 Datenübertragungskabel
- 1 Ladegerät
- 1 Sprühkopf
- 1 Silikonmuffe

150 005 | 1 Pckg. | € 995,00  
€ 749,00

- Vorbeugung eines Instrumentenbruchs
- 6 programmierbare Speicherplätze mit Einstellung der Geschwindigkeit, der Rotationsrichtung und des maximalen Drehmoments
- Für alle NiTi-Feilen geeignet
- Zwei Bewegungsmodi: kontinuierliche Rotation oder reziproke Bewegungsrichtung
- Einfache Handhabung, optimale Anpassung an Rechts- und Linkshänder
- Modular, im autonomen Betrieb oder in Kombination mit Dual Pex




**COLTENE**  
MicroMega

# 749,-

VÖLLIG UNVERBINDLICHER UND KOSTENLOSER TEST  
ÜBER DEN COLTENE AUBENDIENST VORAB MÖGLICH!

## X-Smart® Pro+ EndoMotor mit integriertem Apex-Locator

NEU

-21%

188 039 | 1 Pckg. | € 2.790,00  
€ 2.199,00



Neuer Motor von Dentsply Sirona

**DER NEUE GOLDSTANDARD**



MAILLEFER



Kleines 360°  
drehbares  
Winkelstück mit  
integrierter LED



**2.199,-**

Dentsply  
Sirona



### Der perfekte Partner für alle endodontischen Feilensysteme

von Dentsply Sirona und VDW, sowohl im rotierenden als auch im reziproken Modus. Der integrierte Echtzeit-Apex-Locator gibt dem Behandler Sicherheit für eine akkurate Aufbereitung. Die Touchscreen-Benutzeroberfläche bietet einfachen Zugang zu den idealen Einstellungen für die passenden Feilen. Die Einstellungen können selbst gewählt werden und die Firmware ist aktualisierbar, für die Behandlungslösungen von morgen.

### Patentierter sensorloser Motor-Steuerung

Kontinuierliche 360°-Rückmeldung der Motordrehzahl, des Drehmoments und der Bewegung sorgen für eine Stabilitätskontrolle.

### Dies gewährleistet eine ruhige, stabile und sanfte Feilenbewegung.

Die Feilensysteme von Dentsply Sirona und von VDW bieten in Kombination mit dem X-Smart Pro+ **deutlich bessere Leistung und Sicherheit.\***

### Integrierter Echtzeit-Apex-Locator mit Dynamic Accuracy-Technologie™

Bietet die gleiche Präzision der Längenmessung während der maschinellen Aufbereitung, wie bei der herkömmlichen Messung mit einer Handfeile.

### Kleines 360° drehbares Mini-Winkelstück mit integrierter LED

- Hervorragende Sichtbarkeit & Zugänglichkeit
- Benutzerfreundliche Touchscreen-Oberfläche
- Einfache Navigation mit Handschuhen
- Aktualisierbare Firmware und 3 Jahre Garantie

\* Im Vergleich zur Verwendung von ProTaper Ultimate™ und WaveOne® Gold Feilen mit Wettbewerbsmotoren.

## Gutta-Smart™

### Gutta-Smart™ Kit:

- 1 Flow-Handstück
- 1 Pack-Handstück
- 1 Basisstation
- je 1 Gutta-Smart™ Conform Fit Guttapercha Kartuschen 20G, 23G (je 1 Blister mit 10 Kartuschen)
- 3 Elektrische Hitzeplugger (klein, mittel, groß)
- 1 Gutta-Smart™ Flow-Heizelement
- 1 Kanülenbiegewerkzeug
- 1 Netzwerkadapter
- 4 Steckeradapter (Typ A, C, G, I)
- 2 Verschlusskappen

988 650 | 1 Pckg. | € 2.350,00  
€ 1.835,00



**1.835,-**

## Propex Pixi®

### Propex Pixi® Apex Locator:

- 1 Ladegerät
- 1 Messkabel lang
- 2 Lippenclips
- 1 Anschlusskabel

188 050 | 1 Pckg. | € 679,00  
€ 525,00

### Technische Daten:

Maße: 66 x 55 x 18 mm  
Gewicht: 55 g  
Display-Typ: Farb-LED  
Stromversorgung: AAA 1,2 V 1000 mAh NiMH-Akku  
12 Monate Herstellergarantie,  
für das Zubehör (Kabel, Akku usw.) 6 Monate



**525,-**

Dentsply  
Sirona

## GUTTAFUSION® Ofen 230 V

Ofen zur sekundenschnellen Erwärmung von zeitgleich bis zu zwei Obturatoren. Kontrolliert ausführende Obturatorenhalter sowie optische und akustische Signalhinweise ermöglichen einen schnellen Einsatz der GUTTAFUSION® Obturatoren. Der spezielle Reinigungsmodus und das übersichtliche Display sind besondere Merkmale der Benutzerfreundlichkeit.

159 634 | 1 Pckg. | € 495,00  
€ 399,00



# -19%

Ofen zur sekunden-  
schnellen Erwärmung  
von zeitgleich bis zu  
zwei Obturatoren.

# 399,-



## Raypex® 6

Technische Daten:  
Gewicht: 350 g  
Maße (B x L x H): 101 x 110 x 27 mm  
(ausgeklappt 97 mm)  
Akkubetrieb  
Garantie: 1 Jahr  
Zubehörteile 6 Monate

### Raypex® 6 Kit:

- 1 Raypex® 6 Apexlokator
- 1 Messkabel
- 2 Lippenclips
- 2 Feilenklemmen
- 1 Feilenlanzette
- 1 Netzteil
- 1 Prüfstecker für Funktionsprüfung

058 006 | 1 Kit | € 835,00  
€ 785,00



# -20%

High-tech Apexlokator für eine  
präzise Längenbestimmung

# 785,-

## MICROCLEAN

### Technische Daten:

Geräte (L x B x H): 175 x 185 x 195 mm  
 Behälter: Fassungsvermögen 500 ml,  
 Durchmesser 100 mm  
 Gewicht: 7 kg  
 Netzspannung: 230 V ~50/60 Hz  
 Leistung: 200 VA

- inkl. Netzkabel
- Kunststoffbehälter für Glanzobjekte
- 150 g Ecoinox-Nadeln (Glanzadeln lang)
- je 1 Fl. Reinigungsfluid orange (universal) und grün (säurehaltig)
- Haltemagnet
- Pinzette
- Infoaufstelle
- 50 ml-Messzylinder

598 000 | 1 Pckg. | € 939,00  
 € 799,00



# 799,-



## SPEEDO-CLEAN

### Technische Daten:

Spannung: 230 V/50/60 Hz  
 Leistung: 35 W  
 Drehzahl: 1.700 U/Min.  
 Gewicht: 2 kg

- inkl. 50 g Poliernadeln
- 1 l Liquid
- 1 Magnet
- 1 Reinigungsbehälter

122 954 | 1 Pckg. | € 998,00  
 € 819,00



# 819,-



## SYMPRO

### Technische Daten:

Spannung: 230 V/50/60 Hz  
 Leistung: 35 W  
 Drehzahl: 1.700 U/Min.  
 Gewicht: 2 kg

- Gerät
- Pinzette
- Reinigungsbecher mit Deckel für Gerät
- Reinigungsbecher mit Deckel für Nachreinigung
- Haltemagnet
- Reinigungsnadeln
- Leitfaden für hygienische Aufbereitung

861 920 | 1 Pckg. | € 998,00  
 € 795,00

# -20%



# 795,-



## FlashMax P3 **NEU**

Multifunktional, leistungsstark und sicher: FlashMax P3 ermöglicht die superschnelle Polymerisation von Kompositen mit „Intelligent Automated Functions“ (IAF). Schwenkbar angebrachte Kunststoffansätze sowie die beidseitige Bedienmöglichkeit des ergonomisch geformten Handstücks bieten einen optimalen Zugang zum Behandlungsfeld.

### FlashMax P3 Kit

- FlashMax P3 Handstück
- Halter mit Ladefunktion
- 2 Einweg-Schutzhülsen
- 2 Einweg-Ansätze (Ø 4 mm und Ø 8 mm)
- Schutzschild
- 10 Einweg-Hygienehüllen
- Netzkabel mit Stecker
- Gebrauchsanweisung

159 095 | 1 Kit | € 1.241,80 (UVP)  
€ 999,00



Die weltweit stärkste  
Polymerisationsleuchte

# 999,-

**LOSER & CO**  
*öfter mal was Gutes...*



## DIGITEST® 3 **Exklusiv bei M+W**

- Mikroprozessor erzeugt sanfte, gepulste Wellenform
- Erzeugt Reaktion unterhalb der Schmerzschwelle des Patienten
- Sondeneinsätze sind autoklavierbar
- Garantie 12 Monate

- 1 Handstück mit installierter 9V Batterie
  - je 1 Sondeneinsatz standard lang, standard kurz, labial, lingual
  - 1 Lippenklemme
- 559 089 | 1 Pckg. | € 559,00  
€ 449,00



Elektrischer,  
batteriebetriebener  
Vitalitätstester



# 449,-

**parkell**

## Turbo SENSOR™ **Exklusiv bei M+W**

- Turbo SENSOR Basisstation mit Netzanschluss und Wasseranschluss
- 2 autoklavierbare Handstücke (ohne Einsätze)
- 10 Wasserfilter

559 026 | 1 Stck. | € 1.079,00  
€ 849,00

# 849,-

Transportables  
Ultraschall-  
reinigungsgerät  
für die sub- und  
supragingivale  
Zahnsteinentfernung



### Edelstahl Inserts für 30 kHz-Geräte:

Universal

659 074 | 1 Stck. | € 159,00  
€ 119,00

gebogen rechts

659 076 | 1 Stck. | € 195,00  
€ 147,00

Perio

659 075 | 1 Stck. | € 167,90  
€ 127,00

gebogen links

659 077 | 1 Stck. | € 196,00  
€ 147,00



# ab 119,-

**parkell**

## Elektrochirurgiegerät MD 62

### Technische Daten:

Netzanschluss: 220 – 240 V, 50/60 Hz  
 Nennfrequenz: 1.000 kHz  
 Impulsfrequenz: 500 kHz  
 HF-Ausgangsleistung:  
 Stromart Schneiden 50 Watt an 600 Ohm  
 Stromart Koagulation 30 Watt an 1.200 Ohm  
 Gewicht: 2,8 kg  
 Maße (H x B x T): 78 x 200 x 185 mm  
 Herstellergarantie: 1 Jahr

### Elektrochirurgiegerät MD 62

(ohne Zubehör – dieses bitte separat bestellen)

459 095 | 1 Stck. | € 1.095,00  
 € 949,00

### Zubehörsatz Handschaltung:

1 smartPen Handgriff mit Taste für 1,6-mm-Elektroden (mit KLS Martin-Stecker), 1 Elektroden-Ständer für 8 Dentalelektroden, je 1 Elektrode Nr. 1, 2, 12, 14, 15, 31, 100 Reinigungs pads für Elektrode

459 093 | 1 Stck. | € 489,00  
 € 369,00

### Zubehörsatz Fußschaltung:

1 smartPen Handgriff ohne Tasten für 1,6-mm-Elektroden (mit KLS Martin-Stecker), 1 Elektroden-Ständer für 8 Dentalelektroden, je 1 Elektrode Nr. 1, 2, 12, 14, 15, 31, 1 Einpedal-Fußschalter, (Air, 3 m Kabel), 100 Reinigungs pads für Elektroden

459 094 | 1 Stck. | € 509,00  
 € 379,00



Bitte bestellen Sie das Gerät wahlweise mit separatem Zubehörsatz Handschaltung oder Fußschaltung. Die Einweisung erfolgt entsprechend des MPG für Sie kostenlos.

Das kompakte Elektrochirurgie-Gerät mit hohem Sicherheitsstandard

949,-

KLS martin GROUP

## hf-Surg®

Für skalpellfeine, drucklose Schnitte – die Frequenzform ermöglicht das Schneiden und das Schneiden mit Koagulation zur Blutstillung

- Schnelle und schmerzarme Wundheilung
- Höchstmögliche Funktionalität und Hygiene
- Einfache Bedienung mit analogem Leistungssteller und Umschalter der Wellenform
- Automatische Kennfeldsteuerung der Ausgangsleistung, die Ausgangsleistung wird bei Metallkontakt abgeregelt
- Handstück und Elektroden autoklavierbar bei 134 °C

### hf-Surg®:

- Gerät inkl. Fußschalter
  - autoklavierbarem Handstück
  - Elektrodenatz (4 Stck.: Nr. 1, 2, 13, 15)
  - Neutralelektrode
  - Netzkabel und Medizinproduktebuch
- 022 012 | 1 Stck. | € 1.240,00  
 € 999,00

### Technische Daten:

2,2 MHz, max. 50 W  
 Netzanschluss: 230 V / 50 Hz  
 Maße (B x H x T): 18,5 x 8,5 x 17,5 cm  
 Gewicht: 1,6 kg  
 Garantie: 12 Monate

Die Einweisung erfolgt kostenlos durch den Hersteller.



999,-

HÄGER WERKEN

## Surgic Pro Optic

### Technische Daten:

Drehmoment: bis zu 80 Ncm  
 Breites Drehzahlspektrum: 200 bis 40.000 U/Min.  
 LED-Beleuchtung: 32.000 Lux  
 Gewicht: 280 g  
 Länge: 81,9 mm  
 Garantie: 12 Monate

### Komplettset mit Licht:

- 1 Steuergerät mit AHC
- 1 Mikromotor SGL70M
- 1 Chirurgie Winkelstück Ti-Max X-SG20L mit Licht (20:1 / 80 Ncm)
- 1 Fußschalter
- 5 Kühlmittelschläuche

159 021 | 1 Set | € 3.790,00  
 € 2.649,00

GÜLTIG AB 01.09.2023

### Aktionspaket:

Surgic Pro optic Standardset mit X-SG20L  
 + 1 Winkelstück X-SG20L (20:1) mit Licht  
 + 1 Chirurgie Handstück X-SG65L mit Licht

143 680 | 1 Paket | € 5.572,00  
 € 3.329,00

Bis zu -40%



ab 2.649,-

NSK

## Dynamix speed 2

Technische Daten:  
Maße (H x B x L):  
330 x 190 x 380 mm  
Garantie: 2 Jahre

Lieferumfang:  
1 Dynamix speed 2 Mischgerät 230 V,  
1 Netzkabel mit Schuko-Stecker  
042 012 | 1 Stck. | € ~~1.369,00~~  
€ 999,00  
mit Rückkaufaktion € 799,00\*



€ 200,-  
**GUTSCHRIFT**  
VOM SONDERPREIS  
BEI RÜCKGABE  
IHRES ALT-GERÄTES

**799,-\***

\* bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

## 3M™ Pentamix™ 3 Automatisches Mischgerät

**-34%**

Technische Daten:  
Maße (H x B x L):  
28 x 2,5 x 28,3 cm  
Garantie: 2 Jahre

020 045  
1 Stck. | € ~~1.215,00~~  
€ 799,00



**799,-**

**3M**

## 3M™ Pentamix™ Lite Automatisches Mischgerät

**-33%**

Technische Daten:  
Gewicht: 6,7 kg  
Garantie: 2 Jahre

020 008  
1 Stck. | € ~~660,00~~  
€ 445,00



**445,-**

**3M**

## MIGMA 200 Universal-Mischgerät

Technische Daten:  
Maße (H x B x T): 305 x 203 x 270 mm  
Gewicht: 17 kg  
Herstellergarantie: 1 Jahr

Farbe:  
Gehäuse – signalweiß  
Abdeckung – weißaluminium

Tischmodell inkl. 2 Mischbecher  
groß mit Deckel, 1 Spatel  
198 004 | 1 Stck. | € ~~1.650,00~~  
€ 1.359,00



**1.359,-**

**MIKRONA**  
Swiss Dental Technology

## Algimix

- Robustes Gehäuse, wartungsfrei
- Elektronisch gesteuerte, gleichmäßige Rührbewegung mischt Pulver und Flüssigkeit zu einer absolut homogenen, blasenfreien Alginatmasse
- Hochwertiger, langlebiger Anmischbecher aus flexiblem Kunststoff
- Rührgeschwindigkeit in zwei Stufen einstellbar
- Netzspannung: 230 V
- Leistung: 60 W

Algimix Gerät mit Becher und Spatel  
022 024 | 1 Stck. | € ~~625,00~~  
€ 499,00

Alginat-  
Anmischgerät



**499,-**

**HÄGER**  
WERKEN

## MELaseal 100+

**Technische Daten:**  
Abmessungen B x H x T (mit Griff):  
Gerät einzeln 41,5 x 15 x 24 cm,  
Gerät mit Rollenhalter  
Standard 41,5 x 15 x 46 cm  
Netzanschluss: 230 Volt – 50/60 Hz  
Leistungsaufnahme: 300 W

MELaseal 100+  
298 793 | 1 Stck. | € 899,00  
€ 699,00


Rollenhalter Standard 117  
298 794 | 1 Stck. | € 92,00  
€ 74,00

Rollenhalter Komfort 10111,  
verbesserte Ausführung,  
jetzt mit 2 Abstandsscheiben  
398 796 | 1 Stck. | € 145,00  
€ 114,00

Rollenhalter Deluxe  
359 084 | 1 Stck. | € 375,00  
€ 299,00

**699,-**

**MELAG**  
competence in hygiene



## MELaseal 200

**Technische Daten:**  
Schnittstellen: 1x USB Stick,  
1x USB PC Schnittstelle  
Siegelnahtbreite: 10 mm  
Siegelnahtlänge: 275 mm  
Siegelzeit: ca. 3 Sekunden  
Temperaturbereich: 100 – 210°C  
Aufheizzeit: ca. 90 Sekunden  
Stromanschluss: 230 V / 50 / 60 Hz  
Leistungsaufnahmen  
(in Aufheizphase): 300 Watt

MELaseal 200, validierbar  
132 594 | 1 Stck. | € 1.450,00  
€ 1.129,00

Rollenhalter Standard 117  
298 794 | 1 Stck. | € 92,00  
€ 74,00

Rollenhalter Komfort 10111,  
verbesserte Ausführung,  
jetzt mit 2 Abstandsscheiben  
398 796 | 1 Stck. | € 145,00  
€ 114,00

Rollenhalter Deluxe  
359 084 | 1 Stck. | € 375,00  
€ 299,00

Validierbar

## MELaseal Pro

**Technische Daten:**  
Maße (B x T x H): 460 x 295 x 155 mm  
Gewicht 11,4 kg  
Schnittstelle: 1x RS 232  
Siegelnahtbreite: 14 mm  
Transportgeschwindigkeit: 8 m/min  
Siegelrand anpassbar: 10 – 35 mm  
Temperaturbereich: 100 – 199 °C  
Aufheizzeit: ca. 120 Sekunden  
Stromanschluss: 230 V / 50/60Hz  
Leistungsaufnahme  
(in Aufheizphase): 365 Watt

MELaseal Pro, validierbar  
259 095 | 1 Stck. | € 2.650,00  
€ 2.099,00

Arbeits-tisch Komfort  
259 096 | 1 Stck. | € 649,00  
€ 549,00

Arbeits-tisch Standard  
259 097 | 1 Stck. | € 275,00  
€ 229,00

Rollenhalter  
259 098 | 1 Stck. | € 539,00  
€ 429,00

Validierbar



Rollenhalter  
Standard

Rollenhalter  
Komfort

Rollenhalter  
Deluxe



Arbeits-tisch  
Komfort

Arbeits-tisch  
Standard

**1.129,-**

**2.099,-**

## Euroseal Valida

**Technische Daten:**  
 Maße (B x H x T): 500 x 315 x 485 mm (standard),  
 500 x 420 x 485 mm (mit ausgezogenem Rollenhalter),  
 500 x 200 x 485 mm (ohne Rollenhalter)  
 Gewicht: 8 kg  
 Stromversorgung: 200 - 240 V; 50/60 Hz  
 Leistung: 150 W  
 Maße Siegelnaht: 12 x 310 mm  
 Siegeltemperatur einstellbar zwischen 170 - 200°C

343 401 | 1 Stck. | € 1.275,00  
 € 979,00

- Integrierte Dokumentation und Freigabe



979,-

**+**  
 JE 1 ROLLE EURO-STERIL STERIFOLIE À 200 M MIT DER BREITE 5 CM, 7,5 CM UND 10 CM IM WERT VON € 90,60

## Euroseal Infinity

**Technische Daten:**  
 Maße (L x H x B): 44,5 x 19,8 x 38,5 cm  
 Garantie: 2 Jahre

075 745 | 1 Stck. | € 589,00  
 € 369,00



369,-

Das vernetzte Siegelgerät für die validierte Sterilgutverpackung

## Euroseal

**Technische Daten:**  
 Stromaufnahme: 100 Watt  
 Abmessungen (B x T x H): 44 x 47 x 33 cm,  
 mit ausgefahrenem Rollenhalter: 43 cm  
 Gewicht: 7,1 kg  
 Lieferung ohne Folien  
 Garantie: 2 Jahre

inkl. Rollenhalter  
 075 712 | 1 Stck. | € 665,00  
 € 399,00



399,-

**-40%**

## Aquadist

**Technische Daten:**  
 Gewicht: 3,5 kg  
 Maße: Ø 23 cm, H 36 cm  
 Garantie: 2 Jahre



198,-

**-37%**

### Lieferumfang:

- Aquadist
  - Kanister, Fassungsvermögen 4 l
  - 6 Aktivkohlefilter
  - 250 g Reinigungspulver
- 075 070 | 1 Stck. | € 315,00  
 € 198,00

Aktivkohlefilter, 12 Beutel  
 075 071 | 1 Pckg. | € 25,90  
 € 19,00

Reinigungspulver, 500 g Dose  
 075 072 | 1 Pckg. | € 21,90  
 € 19,00

Einfach destilliertes Wasser herstellen

## Eurosonic 3D

**Technische Daten:**  
 Maße: 260 x 220 x 156 mm  
 Leistungsaufnahme: 280 Watt  
 Garantie: 2 Jahre

075 000  
 1 Stck. | € 549,00  
 € 379,00



**-31%**

**+**  
 DAZUGEHÖRIGES ZUBEHÖR-SET IM WERT VON € 89,-



379,-

## Eurosonic 4D

**Technische Daten:**  
 Maße: 335 x 260 x 205 mm  
 Leistungsaufnahme: 240 Watt  
 Garantie: 2 Jahre

140 095  
 1 Stck. | € 810,00  
 € 529,00



**-38%**

**+**  
 DAZUGEHÖRIGES ZUBEHÖR-SET IM WERT VON € 91,90



529,-

**Euronda®**

## iCare C2

Technische Daten:  
Maße (B x T x H): 28 x 24 x 35 cm  
Garantie: 12 Monate

### Komplettset:

- iCare C2 Pflegegerät
  - Adapter für Spannzangenreinigung
  - Stromkabel
  - HP Kopffilter
  - Öl-Sprühschutz
  - Ölfilter-Set
  - 1 l Pflegeöl
  - Einfüllstutzen für Pflegeöl
  - Luftschlauch
- 559 010  
1 Set | € 1.898,00  
€ 1.299,00



# -31%

## QUATTROcare PLUS

Technische Daten:  
Garantie: 12 Monate  
Gewicht: 10 kg  
Maße (B x T x H): 35 x 28 x 38 cm  
Druckluftanschluss: 4 – 6 bar  
Druckluftverbrauch: ca. 50 NI/Min.

### QUATTROcare PLUS 2124 A:

- Pflegegerät mit 4 Pflegekupplungen (1 x Multiflex, 3 x INTRAmatic)
  - 1 Quattrocare Plus Spraydose
  - Druckluftanschluss
  - Zubehör
- 134 694  
1 Stck. | € 2.498,00  
€ 1.649,00

## AKTION

BEIM KAUF EINES QUATTROcare PLUS SIND 6 FLASCHEN QUATTROcare PLUS SPRAY IM WERT VON € 213,- IM PREIS ENTHALTEN\*.

\* Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen



DIE PASSENDEN INSTRUMENTE FINDEN SIE AUF SEITE 8 – 15

# 1.299,-

# NSK

# 1.649,-

# KAVO

Dental Excellence

## Foliensiegelgerät hawo hd 260 MS-8

Technische Daten:  
Siegelnahtbreite: 8 mm  
Siegelnahtlänge: max. 250 mm  
Maße (B x T x H): 420 x 300 x 220 mm  
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz  
Leistung: 850 Watt (nur während des Siegelns)  
Gewicht: ca. 8 kg  
Farbe: Gerät weiß, Ablagetisch (optional erhältlich) Edelstahl  
Garantie: 1 Jahr

hawo hd 260 MS-8 ohne Ablagetisch  
059 770 | 1 Stck. | € 480,00  
€ 429,00

Ablagetisch 260 T, B 36 x T 23 cm  
059 776 | 1 Stck. | € 41,00  
€ 34,90



# 429,-

# hawo

## Hygoprint

- Schnelle und einfache Dokumentation des Sterilisationsprozesses
- Lückenlose Kennzeichnung mit allen relevanten Daten
- Besonders leicht und handlich

System zur Kennzeichnung von Sterilgutverpackungen



Set:  
Etikettendrucker mit 1.000 selbstklebenden und 500 doppelt selbstklebenden Etiketten sowie 1 Blatt Sterilisationsprotokoll 013 775  
1 Set | € 237,00  
€ 189,00

ZUBEHÖR UND NACHFÜLLMATERIAL FINDEN SIE UNTER [WWW.MWDENTAL.DE](http://WWW.MWDENTAL.DE)



# 189,-

# DÜRR DENTAL

## Ultraschallgeräte

# -27%

Gerät inkl. Edelstahlkorb und Deckel:

GS 2  
045 954 | 1 Stck. | € 272,50  
€ 199,00

GS 3  
045 960 | 1 Stck. | € 325,00  
€ 239,00

GS 4  
045 957 | 1 Stck. | € 375,00  
€ 279,00



Technische Daten:	GS2	GS3	GS4
Inhalt:	2 l	3 l	4 l
Arbeitsfrequenz:	35 kHz	35 kHz	35 kHz
Schallgeber:	2 Schallgeber	3 Schallgeber	4 Breitband Schallgeber
Leistungsaufnahme:	250 W	420 W	460 W
Heizleistung:	150 W	300 W	300 W
Wannenabmessung (L x B x H):	230 x 150 x 80 mm	238 x 138 x 100 mm	300 x 150 x 100 mm
Außenabmessung (L x B x H):	260 x 150 x 205 mm	265 x 160 x 235 mm	330 x 150 x 100 mm
Garantie:	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr

ab **199,-**

**qteck**<sup>®</sup>  
GmbH

## BioSonic UC 150

**Bewährte Funktionen & Vorteile:**

- Maximierte Arbeitsfläche
- USB-Schnittstelle
- Edelstahltank
- Gebaut für Langlebigkeit
- Mehrere Beladungsoptionen
- Handschuhfreundliches Touchscreen Display
- Heizfunktion
- Klappdeckel mit Auf-/Zu-Erkennung
- Effizientes Entleerungs-System

**Inhalt:**

- 1 x Ultraschallreinigungsgerät mit Display und Deckel
- 1 x Netzkabel
- 1 x Kassettenkorb
- 1 x Abflussschlauch
- 1 x Muster Reinigungslösung
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Anleitung Schnellstart
- 1 x Dichtung für Einbauversion
- 1 x Einbauschablone

243 277 | 1 Stck. | € 1.515,20  
€ 979,00

Ultraschall-Reinigungssystem

**COLTENE**

**979,-**



## Sonorex

*Sonorex DIGITEC*

Technische Daten:	DT 255 H	DT 102 H
Maße Schwingwanne (L x B x T):	300 x 150 x 150 mm	240 x 140 x 100 mm
Inhalt:	5,5 l	3,0 l
Schwingensystem:	2 PZT-Großflächen-Schwingensysteme	3 PZT-Großflächen-Schwingensysteme
Ultraschall-Spitzenleistung:	640 W	480 W
HF-Leistung:	160 W	120 W
Frequenz:	35 kHz	35 kHz
Heizung:	280 W	140 W
Außenmaße (L x B x H):	325 x 175 x 295 mm	260 x 160 x 250 mm
Garantie:	2 Jahre	3 Jahre Langzeitgarantie

DT 255 H inkl. Ablaufkugelhahn, ohne Zubehör

092 923 | 1 Stck. | € 1.290,00  
€ 999,00

DT 102 H inkl. Ablaufkugelhahn, ohne Zubehör

092 924 | 1 Stck. | € 1.190,00  
€ 879,00



*Sonorex Super RK 31*

**Technische Daten:**  
Ultraschall-Spitzenleistung 160 W  
HF-Leistung 40 W  
Breitstrahl-Schwingensystem  
0,9 Liter-Schwingwanne, innen:  
L 190 x B 85 x T 60 mm  
Edelstahlgehäuse tropfwassergeschützt  
Außenmaße (L x B x H):  
205 x 100 x 180 mm, 1,8 kg  
Garantie: 2 Jahre

Sonorex Super RK 31

092 904 | 1 Stck. | € 319,00  
€ 239,00



*Sonorex Super RK 102 H*

**Technische Daten:**  
Ultraschall-Spitzenleistung 480 W  
HF-Leistung 120 W  
Heizleistung 140 W  
mit Heizung 30-80 °C,  
regelbar durch Thermostat  
Kugelhahn- und Ablaufschlauch  
und Zeitgeber (1-15 Min.)  
Innenmaße: 240 x 140 x 100 mm  
Garantie: 3 Jahre

RK 102 H inkl. Ablaufkugelhahn, ohne Zubehör

092 901 | 1 Stck. | € 1.029,00  
€ 799,00



**BANDELIN**  
Ultraschall seit 1955

ab **239,-**

## SciCan STATIM® 6000B G4+ Vakuum Autoklav

- Kleines Gerät, große Leistung
- Praktische Optionen für automatische Befüllung und Entleerung
- Programmierbar – arbeitet gemäß Plan
- Intelligente Funktionen für automatisierte Abläufe
- Konnektivität und Datenprotokollierung mit der G4+ - Technologie

Die Aufstellung und Einweisung wird direkt vom Hersteller vorgenommen und ist im Preis enthalten.



STATIM® B G4+  
459 059 | 1 Stck. | € 4.959,00  
€ 3.199,00

3.199,-

## STATIM® 2000 G4 Kassetten-Autoklav

- Eine komplette Lösung: kurze Zykluszeiten und schnelle Trocknung durch die spezielle STATIM Dri-Tec Trocknungstechnologie
- Innovatives Design, mit einer Kassette als komplett entnehmbare Sterilisationskammer, ermöglicht schnelles Aufheizen und Abkühlen
- Konform mit EN 13060 & bietet reproduzierbare Sterilisationsergebnisse, die validiert werden können
- Konnektivität und Datenprotokollierung durch die G4 - Technologie

Die Aufstellung und Einweisung wird direkt vom Hersteller vorgenommen und ist im Preis enthalten.



STATIM® 2000 G4  
459 058 | 1 Stck. | € 4.589,00  
€ 2.899,00

Kurze Zykluszeiten,  
schonend, zuverlässig  
und smart

2.899,-

## STATMATIC smart

### Technische Daten:

Maße (B x H x T): 280 x 346 x 300 mm  
Gewicht: 7,3 kg  
Nennspannung: 100 – 230V  
Nennfrequenz: 20/60 Hz  
Nennleistung: max. 45VA  
Schutzklasse: 1  
Umgebungstemperatur: 5.35 °C  
Schallpegel: 60 (65) dB (A)  
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %  
Luftdruck: 4,5 – 6 bar  
Luftverbrauch: 40 NI/min  
Druckluftqualität:  
Restölgehalt max. 0,1 mg/m<sup>3</sup>  
Reststaubgehalt max. 1 µm, max. 0,1 mg/m<sup>3</sup>  
Restwassergehalt max. 0,1 g/m<sup>3</sup> at -40 °C

Einweisung und/oder Probeaufstellung durch Firma SciCan.

-23%

Typ 2:  
2 feste, motorisierte INTRmatic Adapter,  
1 Station für einen Turbinenadapter  
459 088 | 1 Stck. | € 3.399,00  
€ 2.599,00

Typ 3:  
3 feste, motorisierte INTRmatic Adapter  
459 089 | 1 Stck. | € 3.599,00  
€ 2.749,00

## BRAVO™ G4 Kammerautoklav

Instrumente werden innerhalb von 33 Minuten sterilisiert und getrocknet. Der 17-l und 22-l Autoklav kann mit 3 Kassetten oder 5 Trays und der 28-l mit 4 Kassetten oder 6 Trays beladen werden.

Technische Daten:  
Maße: 60 x 48 x 45 cm  
Erforderliche Abstände: 2 x 2 x 7 cm  
PRV-Wert: 2,4 bar  
Elektrische Nennwerte: 220 – 240 V ~ 50 Hz, 10A, 220 – 240 V ~ 60 Hz, 10A  
Nennleistung: 2300 W  
Gewicht (ohne Wasser): 17-l – 51 kg, 22-l – 52 kg, 28-l – 53 kg  
Max. Wasserverbrauch: 17-l – 600 ml/Zyklus, 22-l – 750 ml/Zyklus, 28-l – 950 ml/Zyklus

Die Auslieferung erfolgt direkt durch den Hersteller. Die Einweisung durch SciCan ist im Preis enthalten.

17-l  
759 090 | 1 Stck. | € 5.379,00  
€ 3.099,00

22-l  
759 091 | 1 Stck. | € 5.999,00  
€ 3.399,00

28-l  
759 092 | 1 Stck. | € 6.749,00  
€ 3.999,00

**SICHER**  
Zur Chargendokumentation und Rückverfolgbarkeit werden alle Reinigungszyklen automatisch aufgezeichnet und können über den mitgelieferten USB-Stick einfach auf den Computer übertragen werden.

**LEISTUNGSSTARK**  
Äußerst wirkungsvoll gegen Verschmutzungen, aber schonend zu den Instrumenten. Ideale Pflege zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer der Instrumente.

**WIRTSCHAFTLICH**  
Bei den automatisierten Prozessen werden Reiniger und Öl exakt und sparsam dosiert, sodass Dosierfehler und Kosten reduziert werden können.

**NUTZERFREUNDLICH**  
Das optimal aufgeteilte Display des STATMATIC smart zeigt Programminformationen an und ermöglicht eine einfache Bedienung.

**PLATZSPAREND**  
Durch sein kompaktes Design spart der STATMATIC smart wertvollen Platz in Ihrem Aufbereitungsraum. Zudem können der USB-Stick und Testadapter praktisch und platzsparend unter der Abdeckung direkt im Gerät aufbewahrt werden.

**FLEXIBEL**  
Vier verschiedene Reinigungs- und Pflegeprogramme bieten Flexibilität und können somit den unterschiedlichen Ansprüchen von Instrumenten und Praxen, sowie deren individuellen Abläufen, entsprechen. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine separate Düse für die Pflege der Spannzange.

**Intelligente und effiziente Funktionen**  
Effiziente Zyklus-Zeiten: Instrumente werden innerhalb von nur 33 Minuten sterilisiert und getrocknet. Die Funktion "verzögerter Start" ermöglicht die zeitliche Programmierung der Zyklen. Eine nützliche Funktion, z.B. für Testzyklen.

**Verschiedene Befülloptionen**  
Mehrere Optionen zum Befüllen und Entleeren, u. a. manuelles Befüllen von oben und vorne, sowie automatische Befüllen und Entleeren durch die Anschlüsse auf der Rückseite.

**Flexibles Design**  
Mit 17-l, 22-l oder 28-l Kammergröße bietet der BRAVO G4 genügend Kapazität, um den Anforderungen von Praxen jeder Größe gerecht zu werden.

**G4 - Technologie**  
Bietet eine verlässliche Freigabe der Beladung am Gerät, automatische Dokumentation und Datenspeicherung. Übermittelt und ermöglicht Zugriff auf Zyklusdaten und Wartungsinformationen.

**EN 13060 - konform**  
Bietet reproduzierbare Sterilisationsergebnisse, die validiert werden können.



ab 2.599,-

SciCan

ab 3.099,-

## Etagenwagen

- Mit 3 Ablageflächen in großzügigen Abständen zum Abstellen von Kleingeräten aller Art
- Mit Steckdose
- Aus verzinktem Metall, pulverlackbeschichtet
- Mit seitlichen Griffen und Kunststoffrollen
- Gesamtmaß 46 x 36 x 79 cm
- Ablagefläche 38 x 28 cm

Lieferzeiten möglich!

### Farbe

Weiß	859 005
Silbergrau	859 006
Blau	859 007
je Stck.	€ 259,00 € 199,00

Neue Farben



# 199,-

Hinweis: Bitte beachten Sie folgende abweichende Rücknahmebedingungen: Rücksendungen sind nur nach Absprache in Originalverpackung, frei Haus und in einwandfreiem Zustand möglich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für diese Produkte ggf. Rücknahmekosten in Höhe von 10 % in Abzug bringen müssen.

## Lupenbrille / Lupenbrille Super Scope

### Sigma Standardlupe:

- Stirnbandlupe für den kurzzeitigen Einsatz
- Auch für Brillenträger geeignet
- Hartvergütete Kunststofflinsen
- Auf jede Kopfgröße einstellbar dank Klettverschluss
- Geringes Gewicht für hohen Tragekomfort

2,5-fach vergrößernd

005 930 | 1 Stck. | € 46,50  
€ 39,00

4-fach vergrößernd

005 931 | 1 Stck. | € 46,50  
€ 39,00

### Lupenbrille Super Scope:

- Stirnbandlupe für den kurzzeitigen Einsatz
- Auch für Brillenträger geeignet
- Hartvergütete Kunststofflinsen
- Auf jede Kopfgröße einstellbar dank Klettverschluss
- Geringes Gewicht für hohen Tragekomfort

2-fach vergrößernd

005 932 | 1 Stck. | € 154,00  
€ 129,00



# ab 39,-

sigma DENTAL  
Für Kenner der Zähne

## Keion wireless Tastatur und Maus

- Desinfizieren und reinigen Sie schnell und unkompliziert
- Echte Scherentasten bieten Ihnen eine ausgezeichnete Taktilität
- Kabellose Version mit Bluetooth und 2,4 GHz-Adapter
- Tastenüberstand: nur 0,5 mm
- Material: 100% Silikon + ABS-Gehäuse
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
- Unterstütztes Betriebssystem: Android, Windows, Mac OSX
- IP-Klassifizierung: IP68 Wasser- und Staubschutz
- Zertifizierungen: CE, IP68, RoHS, EN60601-1-1
- Tastatur: 108 Tasten
- Größe: 44,3\*13,1\*1,6 cm
- Kapazität der Batterie: 1.000 mAh
- Maus: 3 Tasten Größe: 12\*6,5\*3,7 cm
- Kapazität der Batterie: 500 mAh

159 012 | 1 Stck. | € 209,00  
€ 169,00



Kabellose, medizinische Tastatur mit Maus

# 169,-

rein medical

## Asbadent+ Schallzahnbürste

- 40.000 Schwingungen
- Gründliche und schonende Reinigung
- Effektive Plaque Entfernung für natürlich weiße Zähne
- 4 verschiedene Bürsteneinstellungen: clean, soft, whiten, massage
- 2 Minuten Timer mit 30 Sekunden Intervall

859 825 | 1 Stck. | € 55,00  
€ 45,00  
Ersatzbürsten, 3 Stck.  
859 826 | 1 Stck. | € 9,90  
€ 7,99

Exklusiv bei M+W



# 45,-

medirel  
apply the best. since 1974

**-31%**

**M+W select SENSORSPENDER 1000**

Technische Daten:  
Maße (H x B x T): ca. 362 x 112 x 123 mm

**Lieferumfang:**

- Batterie-Set
- Universal-Schlauchpumpe und Adapter-Set mit Ein- und Ausdrehhilfe sowie keimarmer Flaschenbelüftung

100 785 | 1 Stck. | € 159,00  
€ 109,00

Netz-Adapter  
159 742 | 1 Stck. | € 24,00

**109,-**

**Ultimate XL**

**Compact Tischgerät:**

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück  
Compact, Handstückablage  
und Fußanlasser

299 991 | 1 Set | € 1.350,00  
€ 879,00

**Compact Fußsteuergerät:**

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück  
Compact und Handstückablage

299 998 | 1 Set | € 1.350,00  
€ 879,00

**Compact Knieanlasser:**

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück  
Compact und Handstückablage

299 999 | 1 Set | € 1.350,00  
€ 879,00

**Compact Tischgerät/Turmmodell:**

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück  
Compact, Handstückablage und  
Fußanlasser

443 652 | 1 Set | € 1.280,00  
€ 879,00

Motor-Handstück Compact UMXLC  
299 988 | 1 Set | € 720,00  
€ 479,00

**Torque Tischgerät:**

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück  
Torque, Handstückablage  
und Fußanlasser

299 989 | 1 Set | € 1.590,00  
€ 1.049,00

**Torque Fußsteuergerät:**

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück  
Torque und Handstückablage

299 986 | 1 Set | € 1.590,00  
€ 1.049,00

**Torque Knieanlasser:**

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück  
Torque und Handstückablage

299 985 | 1 Set | € 1.590,00  
€ 1.049,00

**Torque Tischgerät/Turmmodell:**

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück Torque,  
Handstückablage und Fußanlasser

299 984 | 1 Set | € 1.590,00  
€ 1.049,00

Motor-Handstück Torque UMXLT  
299 987 | 1 Set | € 755,00  
€ 519,00

Technische Daten:	Torque Version	Compact Version
Drehzahl:	1.000 – 50.000 U/min	1.000 – 50.000 U/min
Max. Drehmoment:	8,7 Ncm	6,0 Ncm
Handstück:	151 cm x Ø 29 mm	144 cm x Ø 27 mm
Gewicht Handstück:	219 g	181 g
Kabellänge:	2 m	2 m
Garantie:	1 Jahr	1 Jahr

Bis zu **-34%**

- Kollektorloser Mikromotor
- Drehzahlbereich: 1.000 – 50.000/min
- Leichtes, ergonomisches Handstück
- Exzellente Laufeigenschaften
- Patentierter Staubschutzmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Auto-Cruise-Funktion

Leistungsstark,  
präzise und  
komfortabel



WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE ONLINE UNTER MWDENTAL.DE

ab **879,-**



## Neon 2

### Technische Daten:

Maße: Sitzhöhe: 450 – 620 mm  
Sitzbreite: 470 mm  
Sitztiefe: 420 – 480 mm  
Rückenlehnenhöhe: 570 mm  
Ø Fußkreuz: 700 mm

### Arbeitsstuhl

Farbe	Neon 2
Happy orange	196 901
Mars green	196 902
Cool grey	196 903
Ocean blue	196 904
1 Stck.	€ 420,00 € 378,00

### Lieferumfang:

- Stuhlelement mit Gestell
- Rollen für harte Böden
- farbiges Flexband und Mechanik



### Polsterelemente

Farbe	Duotec	Supertec	Kunstleder	Integral-schaum
schwarz	196 905	196 908	196 911	196 945
blau	196 906	196 909	196 912	196 946
grau	196 907	196 910	196 913	196 947
1 Stck.	€ 125,00 € 112,50	€ 155,00 € 139,50	€ 125,00 € 112,50	€ 125,00 € 112,50

Option Arbeitsstuhl montiert in Schutzhülle  
195 914  
1 Stck. | € 20,00

Option Fußkreuz in Aluminium  
195 915  
1 Stck. | € 15,00



### Bitte beachten Sie:

Das Polsterelement ist individuell und daher nicht im Lieferumfang enthalten. Zum Arbeitsstuhl gewünschtes Polster separat dazu bestellen!

# 378,- bimos

LIEFERUNG ERFOLGT DIREKT AB HERSTELLER CA. 14 TAGE NACH BESTELLEINGANG.

## Arbeitsstuhl Nr. CDS 301

### Technische Daten:

Sitzfläche: Ø 40 x 10 cm  
Gewicht: 15 kg  
Höhenverstellbar von 51 – 69 cm  
Rückenlehne in drei Positionen und in der gewünschten Tiefe einstellbar

### Farbe

Nr. E01 siemensgrau	075 051
Nr. E02 siemensweiß	075 050
Nr. E03 schwarz	075 053
Nr. E04 mintgrün	075 055
Nr. E05 rauchblau	075 056
Nr. E06 dunkelblau	075 048
1 Stck.	€ 629,00 € 489,00

# 489,-

## Coral-Arbeitsstuhl

### Technische Daten:

Sitzfläche: Ø 39 x 9 cm  
Höhenverstellbar von 50 – 68 cm  
Rückenlehne in drei Positionen und 360° drehbar

### Farbe

Nr. E01 siemensgrau	075 065
Nr. E02 siemensweiß	075 066
Nr. E03 schwarz	075 059
Nr. E04 mintgrün	075 067
Nr. E05 rauchblau	075 068
Nr. E06 dunkelblau	075 069
1 Stck.	€ 599,00 € 419,00

# 419,-

Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar (siehe Art.-Nr. 075 075).

## Onyx Arbeitsplatzstuhl

### Technische Daten:

Sitzfläche: Ø 39 x 9 cm  
Gewicht: 11 kg  
Höhenverstellbar von 50 – 65 cm  
Rückenlehne in drei Positionen und 360° drehbar

### Farbe

Nr. E01 grau	075 080
Nr. E02 siemensweiß	075 081
Nr. E03 schwarz	075 082
Nr. E06 dunkelblau	075 085
Nr. E07 bordeaux	075 086
1 Stck.	€ 599,00 € 419,00

# 419,-



# Euronda®

# Bis zu -30%

### Farbmuster für Nr. E01-E24:

(E01-E18, E21, E25 für glatte Sitzflächen, E19, E20, E22-E24 für genähte Sitzflächen) (Schutzgebühr € 5,- wird bei Rückgabe gutgeschrieben)  
075 075 | 1 Stck. | € 5,00



LIEFERUNG ERFOLGT DIREKT AB HERSTELLER CA. 14 TAGE NACH BESTELLEINGANG.

## Careclave

### Starterpaket:

- Careclave 618 (inklusive Care Oil Zubehör-Kit, Anschlussset, Schläuche)
- Carebox blue (inkl. 8 Blindadapter, Halterung Seite)
- 8 Carebox HWS-Adapter nach Wahl\*
- 1 Halterung E plus
- 6 Tablett 00280
- 2 Tablett schmal 01320
- 1 MELAcontrol

759 095 | 1 Pckg. | € 13.459,00  
€ 12.499,00

\* Bezüglich der Auswahl der Adapter für die Carebox werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

zzgl. Kosten für Lieferung und Einweisung.



Die einzigartige 4-in-1 Lösung vereint den gesamten Prozess der Instrumenten-Aufbereitung in nur einem Gerät

# 12.499,-

## Vacuklav 40B+ Evolution

### Austauschpaket:

- Vacuklav 40 B+ Evolution
- Festwasseranschluss
- Halterung E Plus (kurz) mit 6 Standard-Tablets (29 x 19 cm), 2 Tablets (schmal, 27 x 11 cm)
- MELAflash CF-Card

759 073 | 1 Pckg. | € 8.699,00  
€ 7.999,00

zzgl. Kosten für Lieferung und Einweisung.



# 7.999,-

## Vacuklav 31B+

### Austauschpaket:

- 1 x Vacuklav 31 B+
- 1 x Halterung A Plus (kurz)
- 5 x Tablett (29 x 19 cm)
- 1 x MELAflash CF-Card-Printer

759 075 | 1 Pckg. | € 6.929,00  
€ 5.999,00

zzgl. Kosten für Lieferung und Einweisung.



# 5.999,-

**MELAG**  
competence in hygiene



  
 ACTEON  
**Caring People.  
 Improving Lives.**



**Digitales Panoramaröntgensystem (OPG), 220 – 240 V mit einem CCD Pan 2D-Sensor für Panoramabildgebung**

- 24 Erwachsenen- und Kinderprogramme
- Innovative Wandmontage
- face-to-face Positionierung
- Das leichteste Gerät auf dem Markt
- Installation durch einen Techniker innerhalb einer Stunde

**Exzellente Röntgenbilder – schnell, sicher und strahlenreduziert**

Modernes Röntgensystem mit patentiertem ACE- Strahlendosis-Management, einer konstanten und individuell anpassbaren Spannung und Stromstärke sowie dem kleinsten Brennfleck seiner Klasse – für aussagekräftige Aufnahmen mit geringer Strahlenbelastung.

**Digitalsensor für mehr Arbeitskomfort und weniger Strahlenbelastung**

- High-Tech Sensor mit 1,5 Mio. Pixel CMOS- + GADOX-Faseroptik
- Realer Auflösung von >12 Linienpaaren und exklusiver ACE-Technologie („Automatic Control Exposure“) zur Vermeidung von Überbelichtung
- Dank der neuen Plug-in Dock kann der Sensor am Röntengerät ausgetauscht werden

**X Mind Prime PAN 2D extraorales Röntngerät**  
 AIS Software (5 Lizenzen), kompatibel mit allen bildgebenden 2D Systemen der ACTEON® Imaging Suite. Elektronische Installations- und Gebrauchsanweisung, 2 Jahre Standardgarantie. Nicht im Lieferumfang enthalten: Workstation PC und Monitor.  
**€ 24.575,-**

**X Mind Unity intraorales Röntngerät**  
 Komplet mit Röntgenkopf, Soft Positionierer und Timer.  
**€ 5.723,-**

**SOPIX Plug-In-Size 1 (inkl. Dock)**  
 1 Sensor mit Kabel, Kabellänge 0,70 m, 10 Schutzhüllen, 1 Dock mit USB2 Verlängerung 5 m und Sensorhalter  
**€ 5.617,-**

**3-in-1 Bundle: € 19.998,-**  
**Sie sparen € 15.917,-**

➤ Sie sind Interessiert an den Produkten der Firma Acteon oder unserem Aktionsbundle? Unsere Spezialisten erreichen Sie für Rückfragen unter:

**Tel. 0 15 20 / 6 19 49 86**



# aidec 200 Behandlungseinheit

## A-dec 200 Air

damit Ihnen die Luft in der Prophylaxe nicht ausgeht!

### Vorteile des Luftantriebs

- Deutlich geringere Reparaturkosten
- Perfekte Kraftentfaltung bei richtiger Übersetzung
- Einfache Technik, keine Abhängigkeit zum Hersteller der Behandlungseinheit „Freiheit“

**Weltweit die meist eingesetzte Technologie!**



Abbildung enthält Sonderausstattung, die nicht im Angebotspreis enthalten sind.



inkl. 371 A-dec LED-Leuchte  
**ab € 16.990,-**  
 zzgl. gesetzliche MwSt.

### Mehrpriis Zusatzausstattung / Arztelement:

**Luftmotor Ti-Max X 205L**  
 • mit Licht **€ 495,-**



**LED-Kupplung**  
 • für KaVo MULTiflex LUX **€ 195,-**



**Patientenstuhl**  
 • genähtes Polster/Louge Polster **€ 1.090,-**

**Dürr Dental Amalgamabscheider CAS 1**  
**€ 2.900,-**

**Dürr Dental Mundspülbeckenventil**  
**€ 1.090,-**



### Alternativ

## A-dec 200 Elektro

NSK Elektro Motor und ACTEON Piezo ZEG

### Paket Elektro bestehend aus:

- 1 x A-dec/NSK elektr. Mikromotoren NLZ
- 1 x Acteon Newtron LED ZEG



inkl. 371 A-dec LED-Leuchte  
**ab € 20.990,-**  
 zzgl. gesetzliche MwSt.



## A-dec 500B Radius

Eine Legende neu definiert!  
 Die beste A-dec Einheit, die es je gab!

- Erfüllung höchster Ansprüche
- Extreme Stabilität und Zuverlässigkeit
- Moderne Technik und intelligente Einfachheit
- Eleganz und Langlebigkeit
- Geeignet für Patienten bis zu einem Gewicht von 227 kg
- Polsterfarbe frei nach A-dec Polstermuster auswählbar uvm.



inkl. 572 A-dec LED-Leuchte  
**ab € 31.900,-**  
 zzgl. gesetzliche MwSt.

Ideal für  
 Rechts- und  
 Linkshänder  
 Behandler\*innen

Abbildung enthält Sonderausstattung,  
 die nicht im Angebotspreis enthalten sind.

### Paket Elektro bestehend aus:

- 2 x A-dec/NSK elektr. Mikromotoren NLZ
- 1 x Acteon Newtron LED ZEG

Paketpreis

**€ 5.900,-**



### Mehrpreis Zusatzausstattung / Arztelement:

#### Patientenstuhl

- genähtes Polster/Louge Polster **€ 1.090,-**

#### Dürr Dental Amalgam- abscheider CAS 1

**€ 2.900,-**

#### Dürr Dental Mundspül- beckenventil

**€ 1.090,-**



Sie sind interessiert an A-dec Behandlungseinheiten?  
 Sie wollen sich selbst von der Qualität und Anmutung des Weltmarktführers überzeugen?  
 Gerne empfangen wir Sie persönlich in unserer Ausstellung.

**Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin mit unseren Beratungsspezialisten unter 0151 / 70 669 393 – wir sind nur einen Telefonhörer von Ihnen entfernt.**



# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

## M+W select EASY-FIRE **NEU**

Der kleinste und platzsparendste Keramikbrennofen für Zahnärzte und Dentallabore. Mit dem EASY-FIRE lassen sich ganz schnell und unkompliziert Keramikarbeiten farblich charakterisieren oder glasieren. Durch die grazile und leichte Bauweise ist das Gerät ebenfalls bestens dafür geeignet um direkt vor Ort schnelle Farb-/Korrekturbrände vorzunehmen. Es wird keine Vakuumpumpe benötigt. Leichte und intuitive Bedienung mittels Drehknopf, 9 Programmspeicherplätze, Aufheizrate und Endtemperatur frei einstellbar.

**Technische Daten:**  
 Spannung: 230 V / 50-60 Hz  
 Leistung: 800 W  
 Temperatur: max 1.100°C  
 Heizrate: 25°C/min  
 Maße Gerät (L x B x H): 205 x 155 x 220 mm  
 Maße Brenngutträger (L x B): 55 x 55 mm  
 Gewicht: 3,6 kg  
 Garantie: 1 Jahr

Keramikbrennofen, Netzstecker,  
 Brenngutträger  
**245 930** | 1 Stck. | € 1.590,00  
 € 1.269,00

Einführungspreis  
**-20%**



**1.269,-**

## M+W select POLYLUX LED

Kompaktes LED-Lichtpolymerisationsgerät zum Aushärten von Löffelmaterialien, lichthärtender Wachse, Versiegelungslacke und anderer Materialien. Durch die LED-Technik entsteht so gut wie keine Inhibitionsschicht. Durch den erweiterbaren Polymerisationsraum, kann das Gerät um 24 mm erhöht werden.

17 LED im Wellenbereich 365 nm bis 405 nm • Softstart • Timer-Zeiten 30, 60, 120 Sekunden • Erweiterbarer Polymerisationsraum

**Technische Daten:**  
 Spannung: 240 V  
 Leistung: 14 W  
 Maße (H x B x T): 210 x 192 x 105 mm  
 Lichtraum (Standard) (H x B x T):  
 120 x 100 x 50 mm  
 Wellenbereich: 365 – 405 nm  
 Garantie: 1 Jahr

**-20%**

LED-Lichthärtegerät inkl. Netzteil,  
 Polymerisationsraumerweiterung  
**115 980** | 1 Stck. | € 195,00  
 € 155,00



**155,-**

## M+W select POLY-PRO

Kleines und robustes Druckpolymerisationsgerät zur Kalt- und Heißpolymerisation dentaler Kunststoffe. Stufenlose Temperaturregelung 55°C – 120°C.

**Technische Daten:**  
 Spannung: 230 V / 50 Hz  
 Leistung: 200 W  
 Druck: max. 3,5 Bar  
 Volumen Behälter: 1,05 l  
 Maße Gerät (H x B x T): 250 x 160 x 220 mm  
 Maße Topf (Ø x H): 126 x 100 mm  
 Gewicht: 4 kg  
 Garantie: 1 Jahr

**-15%**

Druckpolymerisationsgerät  
**245 920** | 1 Stck. | € 998,00  
 € 849,00



**849,-**

# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

## M+W select POWER TRIMM VD

**-20%**

**Technische Daten:**  
Spannung: 220 V  
Drehzahl: 2800 U/Min.  
Gewicht: 21 kg  
Maße (H x B x T): 38 x 39 x 37 cm

Gipstrimmer  
300 907  
1 Stck. | € 998,00  
€ 799,00

Volldiamantiert



**799,-**

ZUBEHÖR FINDEN SIE UNTER [WWW.MWDENTAL.DE](http://WWW.MWDENTAL.DE)

## M+W select INDU-HEAT

**-21%**

Induktionsheizgerät zur Erwärmung von Wachs-  
messern, Sonden und anderen dentalen Instrumenten.

**Technische Daten:**  
Spannung: 230 V  
Leistung: 100 W  
Maße (H x B x T): 95 x 92 x 270 mm  
Gewicht: 550 g  
Garantie: 1 Jahr

Induktionsheizgerät  
300 905 | 1 Stck. | € 239,00  
€ 189,00



**189,-**

ZUBEHÖR FINDEN SIE UNTER [WWW.MWDENTAL.DE](http://WWW.MWDENTAL.DE)

## M+W select SANDBLASTER

**-20%**

**Technische Daten:**  
Spannung: 220 – 230 V  
Leistung LED: 10 W  
Maße (H x B x T): 380 x 430 x 400 mm  
Maße Saugstutzen: Ø-außen 35 mm,  
Ø-innen 32 mm, L = 40 mm  
Arbeitsdruck: 1 – 7 bar  
Strahlank Füllmenge: ca. 700 g  
Gewicht: 13 kg  
Garantie: 1 Jahr

Sandstrahlgerät  
700 940 | 1 Stck. | € 699,00  
€ 559,00



**559,-**

ZUBEHÖR FINDEN SIE UNTER [WWW.MWDENTAL.DE](http://WWW.MWDENTAL.DE)

## M+W select K-60 MASTER

**-21%**

Hochleistungs-Mikromotor für den gesamten  
Laboralltag. Durch das ergonomisch geformte  
Handstück, wird das Gewicht gut verteilt,  
was für ein ermüdungsfreies Arbeiten sorgt.

- Als Knie- oder Tischversion anwendbar
- Automatiklauf
- Drehzahl einstellbar von 1.000 – 60.000 U/Min.
- Vor- und Rücklauf
- Bürstenloses und leichtes Handstück
- Geringe Vibration, hochwertige Kugellager
- Höchstes Drehmoment mit 16 Ncm
- Schnellspanner
- Servicefreundlich (einfacher Lagerwechsel)

Steuereinheit (Knie),  
Handstück mit Kabel,  
Fußschalter, Handstückablage  
094 952 | 1 Stck. | € 1.065,00  
€ 845,00

**Technische Daten:**  
Spannung: 230 V / 60 Hz  
Leistung: 230 W  
Drehmoment: 16 Ncm  
Drehzahl: 1.000 – 60.000 U/Min  
Maße Steuereinheit (L x B x H):  
263 x 96 x 230 mm  
Maße Handstück (Ø x L): 25 x 162 mm  
Gewicht Steuereinheit: 2,6 kg  
Gewicht Handstück: 0,36 kg  
Garantie: 1 Jahr



**845,-**

# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

## M+W select VAPORBOY

**Technische Daten:**  
 Netzanschluss: 230 V / 50 - 60 Hz  
 Aufnahmeleistung: 1.100 W  
 Maße (H x B x T): 290 x 330 x 330 mm  
 Gewicht: 9 kg  
 Druck: 0 - 4 bar  
 Tankvolumen: 3,5 l  
 Garantie: 2 Jahre

**-19%**

Abdampfgerät  
 000 994 | 1 Stck. | ~~€ 1.049,00~~  
**€ 848,00**



**848,-**

## M+W select RÜTTLER

Technische Daten:	Rüttler 100 W	Rüttler 150 W
Spannung:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung:	100 W	150 W
Strom:	1,5 A	2,5 A
Maße (B x H x T):	140 x 140 x 115 mm	210 x 140 x 115 mm
Gewicht:	5 kg	10 kg
Garantie:	1 Jahr	1 Jahr

**BIS ZU  
-25%**

Rüttler 100 W  
 094 950 | 1 Stck. | ~~€ 243,00~~  
**€ 182,00**

Rüttler 150 W  
 094 951 | 1 Stck. | ~~€ 289,00~~  
**€ 229,00**



ab **182,-**

## Erkoform-3d motion

**Technische Daten:**  
 Spannung: 230 V  
 Leistung: 380 W  
 Maße (H x B x T): 315 x 350 x 370 mm  
 Gewicht: 13,1 kg  
 Garantie: 2 Jahre

**-11%**

Erkoform-3d motion  
 119 938  
 1 Stck. | ~~€ 2.350,00~~  
**€ 2.095,00**

**2.095,-**



**ERKODENT®**

## Palamat Premium

**Technische Daten:**  
 Nennspannung: 230 / 240 V, 50 / 60 Hz  
 Maße: 400 x 305 x 300 mm  
 Innenbehälter (Ø+T): max. 210 mm  
 Leistungsaufnahme: 650 W  
 Nenndruck: 2 bar  
 Zeitprogramm: bis zu 10 Std.  
 Temperaturintervalle: 40 - 100°C

**-25%**

Druckpolymerisationsgerät  
 142 983 | 1 Stck. | ~~€ 2.490,00~~  
**€ 1.865,00**



**1.865,-**

**KULZER**  
 MITSUI CHEMICALS GROUP

# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

## Wasi Steam Classic II

### Technische Daten:

Spannung: 220 – 240 V / 50/60 Hz  
 Leistung: 1220 W  
 Maße max. (B x H x T): 245 x 350 x 315 mm  
 Maße (Gehäuse) (B x H x T): 200 x 305 x 310 mm  
 Gewicht: 12,5 kg  
 Arbeitsdruck: max. 5 bar  
 Kesselinhalt: 3,3 l  
 Garantie: 1 Jahr

**-20%**

Edelstahl  
 096 000 | 1 Stck. | € 1.599,00  
 € 1.279,00

Edelstahl weiß  
 096 001 | 1 Stck. | € 1.599,00  
 € 1.279,00



**1.279,-**

## Poliermotor WSM-2

### Technische Daten:

Drehzahl: 1.500 – 3.000 U/Min.  
 Spannung: 220 – 240 V / 50/60 Hz  
 Leistung: 500 W  
 Gewicht: 13,5 kg  
 Garantie: 1 Jahr

BIS ZU  
**-21%**

Gerät mit 2 Spindeln, ohne Poliertröge  
 095 945 | 1 Stck. | € 980,00  
 € 798,00

Poliertrog mit Absaugstutzen  
 095 946 | 1 Stck. | € 265,00  
 € 209,00



**798,-**

## Gipstrimmer HSS-88

### Technische Daten:

Spannung: 220 – 240 V / 50/60 Hz  
 Leistung: 1.000 W/4,6 A  
 Drehzahl: 3.000 U/Min.  
 Maße (B x T x H): 330 x 410 x 335 mm  
 Gewicht: 19,8 kg  
 Garantie: 1 Jahr

BIS ZU  
**-25%**

mit Korundscheibe  
 095 912 | 1 Stck. | € 2.090,00  
 € 1.585,00

mit Volldiamantscheibe  
 095 919 | 1 Stck. | € 3.450,00  
 € 2.575,00



**ab 1.585,-**

**WASSERMANN**  
 Hamburg · Germany

# TOP-ANGEBOTE bis zu 30%!

## SILENT compact

**Technische Daten:**  
 Netzspannung: 220 - 240 V / 50 / 60 Hz  
 Leistung: 490 W  
 Maße (B x H x T): 245 x 440 x 500 mm  
 Saugleistung (max.): 2500 l/min  
 Geräuschpegel: 55 dB (A)  
 Füllvolumen Staubschublade: ca. 2,6 l  
 Garantie: 3 Jahre

inkl. 2 m Saugschlauch  
 und 2 Endmuffen  
**661 928**  
 1 Stck. | € 1.295,00  
 € 919,00



# 919,-

Einzelplatz-  
 absaugung

## Twister

**Technische Daten:**  
 Netzspannung: 240 V / 50 - 60 Hz  
 Drehzahl: 100 - 450 U/min  
 Vakuum max.: 890 mbar  
 Förderleistung max.: 16 l/min  
 Maße (B x H x T): 152 x 285 x 235 mm  
 Gewicht: 5,2 kg (ohne Becher)  
 Garantie: 3 Jahre

Vakuumanmischgerät  
**561 914** | 1 Stck. | € 1.380,00  
 € 999,00

Gips-Anmischbecher 500 ml,  
 mit Rührwerk  
**461 936** | 1 Stck. | € 202,00  
 € 169,00

# 999,-



## Gipstrimmer MT3

**Technische Daten:**  
 Netzanschluss: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz  
 Aufnahmeleistung: 1.300 W  
 Maße (B x H x T): 305 x 330 x 410 mm  
 Drehzahl: 2.880 - 3.400 U/min  
 Gewicht: 13,2 kg  
 Garantie: 3 Jahre

MT3 mit Klettfix-Scheibe  
**561 926** | 1 Stck. | € 899,00  
 € 639,00

MT 3 mit teildiamantierter  
 Marathon Trimmerscheibe  
**561 927** | 1 Stck. | € 1.580,00  
 € 1.129,00



ab **639,-**

## Basic classic

- Wirtschaftliches Arbeiten mit der speziellen Mischkammertechnik (Venturi-Prinzip)
- Präzises Abstrahlen durch optimale Ausleuchtung der Strahlkammer mittels LED-Technik
- Gute Bewegungsfreiheit in der geräumigen Strahlkammer (14 l)

**Technische Daten:**  
 Arbeitsdruck: 1 - 6 bar  
 Anschlussdruck max.: 8 bar  
 Netzspannung: 230 V, 50/60Hz  
 Luftverbrauch: 98 l/Min. bei 6 bar  
 Leistungsaufnahme: 16 W  
 Strahlkammervolumen: 14 l  
 Maße (B x H x T): 355 x 270 x 415 mm  
 Gewicht: 6,5 kg

Gerät mit 2 Tanks:  
 1 x 25 - 70 µm,  
 1 x 70 - 250 µm  
**561 937**  
 1 Stck. | € 1.190,00  
 € 829,00



Feinstrahlgerät

# 829,-

## SILENT flow sensor **NEU**

**Technische Daten:**  
 Spannung: 100 - 240 V  
 Netzfrequenz: 50/60 Hz  
 Leistungsaufnahme (<): 1 W  
 Gewicht: ca. 800 g  
 Maße (B x H x T): 107 x 200 x 95 mm  
 Ø Saugstutzen innen: 45 mm  
 Ø Saugstutzen außen: 53 mm

SILENT flow sensor Gerät,  
 2 Endmuffen  
 4 Kabelbinder,  
 1 Quick Start Guide  
**861 913**  
 1 Stck. | € 490,00  
 € 399,00



# 399,-

# -19%



# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

## Asiga MAX UV 3D-Drucker

**Technische Daten:**  
 Maße (B x T x H): 260 x 380 x 370 mm,  
 119 x 67 x 75 mm (Bauraum)  
 Lichtquelle: HD UV-LED Beamer  
 Wellenlänge: 385 nm  
 xy-Auflösung / Pixelgröße: 62 µm  
 Schichtdicke:  
 stufenlos in Schritten von 1 µm  
 Netzwerk: Ethernet, WiFi  
 Datenformate: STL, SLC, STM  
 Composer Software: lizenzfrei  
 Gewicht: 17,5 kg

UV 3D-Drucker  
**566 900**  
 1 Stck. | € 10.250,00  
 € 9.999,00

# 9.999,-



## AKTION

BEIM KAUF VON EINEM ASIGA  
 MAX UV 3D-DRUCKER ERHALTEN  
 SIE EINEN M+W MATERIAL-  
 GUTSCHEIN IM WERT VON  
 € 500,- SOWIE EINE KOSTEN-  
 LOSE EINWEISUNG DURCH  
 DIE FIRMA SCHEU DENTAL.

LIEFERUNG ERFOLGT  
 DURCH DEN HERSTELLER

## RS cure

**Technische Daten:**  
 Spannung: 24 V  
 Leistung: 220 W  
 Maße (H x B x T): 230 x 270 x 380 mm  
 Gewicht: 12 kg  
 UV-Kammer (H x B x T): 130 x 75 x 60 mm  
 Netzwerk Kompatibilität:  
 WLAN/LAN, Touchpanel: 5,8"  
 Garantie: 1 Jahr

Lichtofen  
**566 938**  
 1 Stck. | € 4.320,00  
 € 3.799,00

# 3.799,-



# -12%

## RS wash

**Technische Daten:**  
 Spannung: 24 V  
 Leistung: 120 W  
 Maße (H x B x T): 230 x 270 x 450 mm  
 Gewicht: 8 kg  
 Volumen (H x B x T): 130 x 75 x 60 mm  
 Netzwerk Kompatibilität:  
 WLAN/LAN, Touchpanel: 5,8"  
 Garantie: 1 Jahr

Reinigungsgerät  
**566 939**  
 1 Stck. | € 3.080,00  
 € 2.699,00



# -12%

## Uniz NBEE LCD 3D-Drucker

**Technische Daten:**  
 Spannung: 220V, 3 A  
 50 Hz Kaltgerätestecker  
 Leistung: 660 W  
 Maße (H x B x T): 380 x 380 x 1230 mm  
 Bauraum (H x B x T): 192 x 120 x 180 mm  
 Gewicht: 60 kg  
 Netzwerk Kompatibilität: WLAN/LAN  
 Touchpanel: 7"  
 Genauigkeit: 57 µm  
 Garantie: 2 Jahre

LCD 3D-Drucker  
**566 950**  
 1 Stck. | € 11.000,00  
 € 10.499,00\*

\* Verbindliche Servicepauschale monatlich € 190,-. Die Servicepauschale wird immer  
 im 12. Monat nach Vertragsabschluss fällig. Die Vertragslaufzeit beträgt 2 Jahre.  
 Der Scheu Premium-Service umfasst: Installation und Einweisung vor Ort,  
 jährliches Materialpaket während der Vertragslaufzeit im Wert von € 2.000,-  
 (Lieferung direkt ab Hersteller), Soforthilfe durch Scheu Expertenteam,  
 jährlicher Check-Up durch SCHEU-Außendienst

# 10.499,-\*



+

1 UNIZ NBEE Resin Tray

+

1 UNIZ NBEE LCD Screen

# 2.699,-

**SCHEU**  
 SCHEUGROUP

# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

## Q3 Profi

Technische Daten:  
Drehzahl: 200 – 50.000 U/min  
Drehmoment: 9 Ncm  
Spannung: 100 – 240 V / 50/60 Hz  
Leistung: 180 W / max. 240 W

- Q3 Profi Kniestuerung komplett  
153 959 | 1 Stck. | ~~€ 1.980,00~~  
€ 1.579,00
- Q3 Profi Fußsteuerung komplett  
153 960 | 1 Stck. | ~~€ 1.980,00~~  
€ 1.579,00
- Q3 Profi Tischsteuerung komplett  
153 961 | 1 Stck. | ~~€ 1.980,00~~  
€ 1.579,00



Q3 Profi Fußsteuerung

**-20%**

Q3 Profi Tischsteuerung



Q3 Profi Kniestuerung



**1.579,-**



## Multimat CUBE press

### Aktionspaket 1:

Multimat CUBE + Vakuumpumpe  
088 962 | 1 Stck. | ~~€ 5.600,00~~  
€ 4.999,00

### Aktionspaket 2:

Multimat CUBE press + Vakuumpumpe  
088 961 | 1 Stck. | ~~€ 6.990,00~~  
€ 6.250,00

### OFEN- RÜCKKAUFAKTION

DENTSPLY SIRONA KAUFEN IHREN  
GEBRAUCHTEN ABER  
FUNKTIONSTÜCHTIGEN KERAMIK-  
OFEN INKL. PUMPE ZU EINEM  
MINDESTPREIS VON € 500,-  
BEI KAUF VON EINEM NEUEN  
MULTIMAT CUBE / CUBE PRESS AN.  
FÜR GERÄTE MIT EINEM HÖHEREN  
RESTWERT UNTERBREITET  
IHNEN DENTSPLY SIRONA GERNE  
EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT.

ab **4.999,-**



# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

## Bis zu 18% auf die **ivoclar** Programat-Brennöfen

### Programat P310 G2

**Technische Daten:**  
Brenntemperatur max.: 1.200°C  
Garantie: 2 Jahre

Netz Kabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Temperatur-Kontrollset 2, USB-Download-Kabel, Programat-USB-Stick  
**452 910** | 1 Stck. | **€ 4.970,00**  
€ 4.099,00

Vakuumpumpe VP3 easy  
**751 969** | 1 Stck. | **€ 860,00**  
€ 699,00



**€ 750,-  
GUTSCHRIFT**  
VOM SONDERPREIS  
BEI RÜCKGABE  
IHRES ALT-GERÄTES

**ALT GEGEN NEU**

**€ 1.000,-  
GUTSCHRIFT**  
VOM SONDERPREIS  
BEI RÜCKGABE  
IHRES ALT-GERÄTES



**4.099,-**

### Programat EP3010 G2

**Technische Daten:**  
Brenntemperatur max.: 1.200°C  
Garantie: 2 Jahre

Netz Kabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), Muffelabkühlgitter, USB-Download-Kabel  
**452 913** | 1 Stck. | **€ 9.950,00**  
€ 8.699,00

Vakuumpumpe VPS  
**318 952** | 1 Stck. | **€ 1.315,00**  
€ 1.069,00



**8.699,-**

### Programat P510 G2

**Technische Daten:**  
Brenntemperatur max.: 1.200°C  
Garantie: 3 Jahre

Netz Kabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), USB-Download-Kabel, Programat-USB-Stick, Programat-WLAN Kit

**452 911** | 1 Stck. | **€ 6.665,00**  
€ 5.499,00

Vakuumpumpe VP3 easy  
**751 969** | 1 Stck. | **€ 860,00**  
€ 699,00



**5.499,-**



### Programat EP5010 G2

**Technische Daten:**  
Brenntemperatur max.: 1.200°C  
Garantie: 3 Jahre

Netz Kabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), Muffelabkühlgitter, USB-Download-Kabel, Programat-WLAN Kit

**452 914** | 1 Stck. | **€ 13.150,00**  
€ 11.449,00

Vakuumpumpe VPS  
**318 952** | 1 Stck. | **€ 1.315,00**  
€ 1.069,00



**11.449,-**

### Programat CS6

**Technische Daten:**  
Netzanschluss:  
110 – 240 V / 50/60 Hz  
Max. Leistungsaufnahme:  
1.650 W  
Maße (H x L x B):  
450 x 494 x 415 mm  
(mit Brenngut-Ablageplatte)  
Brenntemperatur max.:  
1.560 °C  
Gewicht: 28,5 kg  
Garantie: 2 Jahre

**Lieferumfang:**  
Programat CS6, Netz Kabel,  
Vakuumschlauch, IPS Speed Tray,  
Pinzette, Temperaturkontrollset  
Starter Kit, Netzwerkkabel,  
Kurz-Bedienungsanleitung,  
Programat WLAN-Kit,  
A-D Farbschlüssel,  
DSA Holder Kit, div. Zubehör

**Programat CS6**  
+  
**Vakuumpumpe VP5**  
+  
**IPS e.max CAD**  
(5 Pckgn. à 5 Stck. Form C14  
oder I12 Farbe und  
Transluzenz frei wählbar)



**Paketpreis: 15.905,-**  
**10.969,-**



➤ Haben wir Ihr Interesse geweckt? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter:  
**Tel. 0 60 42 / 88 00 88**

BEIM KAUF EINES VITA BRENN- ODER PRESSOFENS (MIT ODER OHNE BEDIENTEIL) IST DIE VAKUUMPUMPE II, ROCKER IM PREIS ENTHALTEN.


### VITA VACUMAT 6000 M/MP

**VITA VACUMAT 6000 M:**  
Premium Brennofen für alle dental-keramischen Brände.

- anthrazit (1.)  
189 901 | 1 Stck. | € 3.290,00  
€ 2.999,00
- karminrot (2.)  
289 916 | 1 Stck. | € 3.390,00  
€ 3.145,00
- himmelblau (3.)  
289 917 | 1 Stck. | € 3.390,00  
€ 3.145,00
- tiefschwarz (4.)  
289 918 | 1 Stck. | € 3.390,00  
€ 3.145,00
- türkisblau (5.)  
289 919 | 1 Stck. | € 3.390,00  
€ 3.145,00
- verkehrsweiß (6.)  
289 920 | 1 Stck. | € 3.390,00  
€ 3.145,00

**VITA VACUMAT 6000 MP:**  
Kombipressofen für alle auf dem Markt vorhandenen keramischen Materialien, kann als Press- und Brennofen eingesetzt werden.

- anthrazit (1.)  
189 903 | 1 Stck. | € 4.850,00  
€ 3.929,00



BIS ZU  
**-19%**

ab **2.999,-**

INKLUSIVE PUMPE  
IM WERT VON € 680,-



Lieferung durch Firma VITA.

### VITA SMART.FIRE® Vakuum-Brennofen

**Technische Daten:**  
Maße (H x T x Ø) Ofen: 340 x 300 x 230 mm  
Maße (H x B x T) Display: 200 x 260 x 150 mm  
Brennkammer (H x Ø): 43 x 80 mm  
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz  
Leistungsaufnahme: 750 W  
Brenntemperatur: 1.050 °C

- SMART.FIRE®**  
(Farbe weiß)
- 189 980 | 1 Stck. | € 3.720,00  
€ 2.985,00
- Motiv 1  
189 987 | 1 Stck. | € 4.180,00  
€ 3.599,00
- Motiv 2  
189 988 | 1 Stck. | € 4.180,00  
€ 3.599,00
- Motiv 3  
189 989 | 1 Stck. | € 4.180,00  
€ 3.599,00
- Motiv 4  
189 997 | 1 Stck. | € 4.180,00  
€ 3.599,00
- Motiv 5  
189 998 | 1 Stck. | € 4.180,00  
€ 3.599,00



BIS ZU  
**-20%**



ab **2.985,-**

BIS ZU  
**-23%**

vPad comfort /  
excellence

- vPad comfort  
189 999 | 1 Stck. | € 1.650,00  
€ 1.285,00
- vPad excellence  
189 990 | 1 Stck. | € 2.250,00  
€ 1.738,00



ab **1.285,-**

**VITA**

# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

## Easy Waxer

- Besonders kurze Aufheizrate
- Vergrößerter Temperaturbereich bis 190 °C
- Einfache und stufenlose Temperaturregelung
- Schnelle Reaktionszeit der Sonde
- Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis
- Stromsparende Ein/Aus-Schaltung
- Garantie: 1 Jahr (ausgenommen Verschleißteile)

### Easy Waxer:

- inkl. 1 Handstück
- 1 Handstückklemme
- 1 Modellierspitze PKT 1/2

260 901 | 1 Stck. | € 163,00  
€ 129,00

### Easy Waxer duo:

- inkl. 2 Handstücken
- 2 Handstückklemmen
- je 1 Modellierspitze PKT 1/2

260 902 | 1 Stck. | € 249,00  
€ 199,00



ab **129,-**



BIS ZU  
**-21%**

## elumentis LED **NEU**

**-15%**

Die Arbeitsplatzleuchte elumentis LED besticht durch einen sehr hohen Farbwiedergabeindex R>92 für originalgetreue, kontrastreiche Farbwiedergabe. Sie bietet zudem eine homogene, blendfreie Ausleuchtung und verfügt über einen sanften Schattenwurf durch eine Multi-Layer-Streuscheibe. Die Leuchte ist einstellbar in drei verschiedene Farbtemperaturen und in fünf Beleuchtungsstärken. So ist der Wechsel zwischen Tageslichtweiß (6400 K), aktivierendes Neutralweiß (4800 K) und einem behaglichen Warmweiß (2700 K) möglich. Einmal eingestellte Beleuchtungsstärken bleiben beim Ausschalten und Umschalten der Farbtemperaturen gespeichert. Zusätzlich kann als indirekte Beleuchtung das verbaute Ambient-Light im Leuchtenkopf zugeschaltet werden. Die große Höhe der Lampe von 53 cm macht eine Platzierung hinter Monitoren bis 27 Zoll möglich. Der Leuchtenkopf ist 90° schwenkbar und jeweils seitlich zu 45° kippbar.

### Technische Daten:

Leistungsaufnahme: max. 10 W  
Maße (H x B x T): 530 x 130 x 300 mm  
Farbtemperatur: Warmweiß (2700 K),  
Neutralweiß (4800 K), Tageslichtweiß (6400 K)  
Max. Nutzlichtstrom: Warmweiß (220 lm),  
Neutralweiß (1000 lm), Tageslichtweiß (640 lm)  
Energieeffizienz: Warmweiß (D),  
Neutralweiß (E), Tageslichtweiß (D)  
LED-Lebensdauer: >25.000 h  
Kabellänge: 2500 mm  
Gewicht: 1,8 kg  
Garantie: 2 Jahre

### Arbeitsplatzleuchte

798 955 | 1 Stck. | € 199,00  
€ 169,00



**169,-** = ESCHENBACH

## Polymax-Reihe

Polymax 1  
115 914 | 1 Stck. | € 2.165,00  
€ 1.699,00

Polymax 3  
115 915 | 1 Stck. | € 2.468,00  
€ 1.978,00

Polymax 5 rot  
115 916 | 1 Stck. | € 2.499,00  
€ 1.998,00

Polymax 5 silber  
313 271 | 1 Stck. | € 2.499,00  
€ 1.998,00



BIS ZU  
**-22%**

Technische Daten	Polymax 1	Polymax 3	Polymax 5
Maße (H x B x T):	230 x 290 x 300 mm	450 x 290 x 330 mm	310 x 340 x 400 mm
Leistung:	450 W	900 W	900 W
Drucktopf-Ø:	160 mm	160 mm	220 mm
Drucktopf-Tiefe:	110 mm	300 mm	174 mm
Druck (variabel):	3 – 5,2 bar	3 – 5,2 bar	3 – 6 bar
Gewicht:	10 kg	13,5 kg	16,9 kg

ab **1.699,-**





# TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

## PROTOFRESH

- Hohe Reinigungsleistung durch Links- und Rechtsdrehung
- Zeit individuell einstellbar über digitalen Timer
- Drehzahl stufenlos regelbar bis zu 3.000U/min.
- Lieferung inkl. Becher und 1 l Reinigungsflüssigkeit und 5 mm-Nadeln

Protorefresh  
264 900 | 1 Stck. | € 995,00  
€ 799,00

# -20%

**Technische Daten:**  
Netzanschluss: 230 V/50 – 60 Hz  
Aufnahmeleistung: 150 W  
Becher-Maße: Ø 10 x H 8 cm  
Becher-Volumen: ca. 0,6 l  
Abmessungen (B x H x T):  
22,5 x 23,5 x 22,5 cm  
Gewicht: 7 kg  
Garantie: 2 Jahre



# 799,-

## REITEL

## VACURET-Anrührgeräte

VACURET CLASSIC  
164 912 | 1 Stck. | € 1.690,00  
€ 1.349,00

VACURET EASY  
164 913 | 1 Stck. | € 1.390,00  
€ 1.099,00

VACURET EASY INJECT  
164 914 | 1 Stck. | € 1.090,00  
€ 869,00

# BIS ZU -21%

**Technische Daten:**  
Netzanschluss: 230 V / 50-60 Hz  
Aufnahmeleistung: 480 W  
Druckluftanschluss: 6 bar  
Maße (H x B x T): 285 x 155 x 290 mm  
Gewicht: ca. 8 kg  
Garantie: 2 Jahre



# ab 869,-

## Labolight DUO

147 936 | 1 Stck. | € 2.980,00  
€ 1.959,00

### 1 Gerät – 2 Modi!

LED-Lichthärtegerät für die indirekte Compositetechnik. Multifunktionales Lichtgerät mit neuester LED-Technologie, automatisiertem Drehsystem, schlankem und ergonomischem Design. Zwischenhärten (Intervallmodus), Endhärten (Vollmodus).

# 1.959,-



# -34%



## GC

BRANDNEU BEI **M+W Dental**  
**a+dec** 300 Radius Behandlungseinheit

**A-dec 300 Radius**  
 Höchste Zuverlässigkeit  
 zum günstigen Preis!

- Höchste Zuverlässigkeit**  
5 Jahre Garantie
- Intelligente Ergonomie**  
Unübertroffene Zugänglichkeit für Sie bei maximalen Komfort für Ihre Patienten. Wechseln Sie ganz einfach, in Sekunden, zwischen Links- und Rechtsbetrieb
- Hydraulischer Patientenstuhl**  
Belastung bis zu 1 Tonne getestet  
10 Jahre Garantie auf Hubzylinder
- LED Leuchte**  
Optimale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes
- Perfekte Hygiene**  
Maximale Sicherheit durch Bottle System
- Polsterfarben frei nach A-dec Polstermuster auswählbar**



Abbildung enthält Sonderausstattung, die nicht im Angebotspreis enthalten sind.

inkl. 372L A-dec LED-Leuchte  
**ab € 19.900,-**  
zzgl. gesetzliche MwSt.

**Ideal für  
 Rechts- und  
 Linkshänder  
 Behandler\*innen**

**Paket Elektro bestehend aus:**

- 2 x A-dec/NSK elektr. Mikromotoren NLZ
- 1 x Acteon Newtron LED ZEG

**Paketpreis**  
**€ 5.900,-**



Sie sind interessiert an A-dec Behandlungseinheiten?  
 Sie wollen sich selbst von der Qualität und Anmutung des Weltmarktführers überzeugen?  
 Gerne empfangen wir Sie persönlich in unserer Ausstellung.

**Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin mit unseren Beratungsspezialisten unter 0151 / 70 669 393 – wir sind nur einen Telefonhörer von Ihnen entfernt.**



**NEU**

**M+W select WET WIPES FLOWPACK**

Gebrauchsfertige, alkoholreduzierte Desinfektionstücher (25 x 25 cm) für die Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und wischbaren Flächen. Hervorragende Materialverträglichkeit. Im praktischen Flowpack zum wiederverschließen. Breites Wirkungsspektrum und schnelle Wirksamkeit. Neutraler Duft.

Gropa, 6 x 80 Tücher  
 100 718 | 1 Pckg. | **€ 45,00**  
**€ 36,00**

Hinweis: Biozidprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

80 Tücher  
**6,-**

Die Nettosonderpreise in diesem Katalog sind nicht rabattfähig und schließen unsere sonst üblichen Standard- und auch Sonder-Rabatte mit ein.