

VITA ZÄHNE & FARBSKALEN FÜR SIE REDUZIERT!

VITAPAN Front- und Seitenzähne

Ein anspruchsvolles und ausgewogenes Sortiment, das mit seinen ausgewählten Zahnformen höchsten ästhetischen wie auch wirtschaftlichen Ansprüchen gerecht wird. Die aufwendige manuelle Schichtung und individuelle Charakterisierung der VITAPAN-Zähne bietet die beste Gewähr, auch in der Teil- und Totalprothetik ein natürliches Aussehen zu erzielen. Die VITAPAN Seitenzähne Cuspiform und Synoform eignen sich für alle anerkannten Aufstellmethoden. Cuspiform hat eine voll anatomisch gestaltete Kaufläche, 23°-28° Höckerneigung und eine gute Verschlüsselung in der Zentrik. Synoform ist schmal gestaltet, abradiert und hat nur eine schwach verzahnende Kaufläche. Erhältlich in VITAPAN classical und 3D-Master Farben.



VITAPAN Frontzahn, ab 6 Stck.

089 931 | 1 Stck. | € 4,45
Kompletierungspreis | je Stck. | € 4,45

VITAPAN CUSPIFORM und

SYNOFORM Seitenzahn, ab 8 Stck.

089 933 | 1 Stck. | € 2,70
Kompletierungspreis | je Stck. | € 2,70

Sammelformkarte VITAPAN,

VITA PHYSIODENS und VITA LINGOFORM

089 903 | 1 Stck. | **kostenlos**

ab **2,70**

VITA PHYSIODENS Front- und Seitenzähne

Die PHYSIODENS Kunststoffzähne erfüllen alle wichtigen Grundvoraussetzungen für eine funktionelle und formvollendete Versorgung. Die PHYSIODENS Frontzähne überzeugen durch ihre hohe ästhetische Anmutung. Sie zeichnen sich besonders durch ihre Körperhaftigkeit sowie eine perfekte Zahn-Zwischenraumgestaltung aus. Die natürliche Ausstrahlung wird durch die manuelle VITA-Schichtung, individuelle Charakterisierung und lebendige Oberflächenstruktur erzeugt. PHYSIODENS Seitenzähne ermöglichen gleichmäßige, punktförmige Kontakte und eignen sich nahezu für alle Aufstellmethoden. Die VITA PHYSIODENS ermöglichen durch die palatinalen Gestaltung der Eckzähne einen harmonischen Übergang zwischen Front- und Seitenzähnen. Erhältlich in VITA A1-D4 und 3D-Master Farben.



PHYSIODENS Frontzahn, ab 6 Stck.

089 935 | 1 Stck. | € 5,35
Kompletierungspreis | je Stck. | € 5,35

PHYSIODENS Seitenzahn, ab 8 Stck.

089 942 | 1 Stck. | € 3,10
Kompletierungspreis | je Stck. | € 3,10

ab **3,10**

VITAPAN EXCELL Frontzähne

Hochästhetische Lösung für Total-, Teil- und Implantatprothetik. Das Farb- und Lichtspiel ergibt eine gute Lichtdynamik und lässt eine verlässliche Farbproduktion zur Farbskala zu. Der Frontzahn ist nach den goldenen Proportionen ausgelegt, die ideal ausgerichteten Zahnachsen haben ein natürliches Winkel-/Krümmungsmerkmal bzgl. Länge und Breite. Der harmonische Farbverlauf vom Hals bis zur Schneide erreicht der VITAPAN EXCELL durch seine 3-D Farbschichtung, insbesondere bei natürlicher Restbezahnung ist ein Prothesenzahn mit guter Farbtreue sehr wichtig.



VITAPAN EXCELL Frontzahn, ab 6 Stck.

089 949 | 1 Stck. | € 4,80
Kompletierungspreis | je Stck. | € 4,80

4,80

VITAPAN PLUS Frontzähne

Der VITAPAN PLUS Frontzahn ist die Weiterentwicklung des bewährten VITAPAN Frontzahnes. Der VITAPAN PLUS ist ein ästhetisch ansprechender und natürlicher Zahn, der die Anforderungen an ein lösungsorientiertes Design bezüglich aller anatomischen Merkmale, hinsichtlich der Ästhetik erfüllt. Das jahrzehntelang bewährte VITA MRP (microfiller reinforced polyacrylic Material), das beim VITAPAN PLUS eingesetzt wird, steht für bestes Abrasionsverhalten. Der VITAPAN PLUS Frontzahn ist in den Systemen classical- und 3D-Master Farben erhältlich und kann mit allen Seitenzähnen der Firma Vita kombiniert werden.



VITAPAN PLUS Frontzahn, ab 6 Stck.

089 955 | 1 Stck. | € 5,10
Kompletierungspreis | je Stck. | € 5,10

Sammelformkarte VITAPAN PLUS

089 957 | 1 Stck. | **kostenlos**

5,10

VITA LINGOFORM Seitenzähne

Das Kauflächenkonzept dieses Seitenzahnes von VITA ist multifunktionell angelegt. Sie können wahlweise mit den VITA PHYSIODENS als auch VITAPAN Frontzähnen kombiniert werden. Die flachen Okklusionsflächen der Unterkiefer-Formen weisen eine patientengerechte Höckerneigung auf. Die etwas tieferen Kauflächenreliefs im Oberkiefer sind naturgetreu nachempfunden. Das eingängige Aufstellkonzept eignet sich für jeden Prothetiker und sorgt für hohe Produktivität in gewohnt hoher Qualität. Das abgeflachte Kauflächenrelief im Unterkiefer sorgt für eine sichere Zentrik und für eine Minimierung der horizontalen Schubkräfte, besonders günstig bei implantatgetragenen Prothesen. Die hohe Materialdichte gewährleistet eine exzellente Farbstabilität, auch nach individuellem Beschleifen. Das mikropartikelgefüllte Material weist eine hohe mechanische Belastbarkeit auf. LINGOFORM besitzt die optimale Zahndimension für prothesenstabilisierenden Wangenkontakt und die ideale statische Ausrichtung für mehr Zungenraum bei gleichzeitiger Konsolidierung der Stabilität. Erhältlich in VITA A1-D4 und 3D-Master Farben.

VITA LINGOFORM Seitenzahn, ab 8 Stck.

089 947 | 1 Stck. | € 2,95
Kompletierungspreis | je Stck. | € 2,95



2,95

Kennen Sie schon unsere **NEUE** Zahnbestell-
Zahnmatrix im **M+W** Web-Shop?

Einfach, schnell und unkompliziert!

Ihr Rabattcode **20**

Gültig bis zum **29.09.2023**

* Die Aktion ist nur gültig bis zum 29.09.2023 und gilt auch auf Komplettierungen. Die Aktion kann nicht in bar ausgezahlt, mit zurückliegenden Bestellungen oder anderen Aktionen kombiniert werden. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Testen Sie uns
und erhalten Sie
15% RABATT
auf jede Zahnmatrix-
Bestellung.



M+W Dental  **VITA**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt.
Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental.

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter: **0 60 42 / 88 00 88**
Mo, Di, Do 7.30 – 17.30 Uhr
Mi 7.30 – 17.00 Uhr | Fr 7.30 – 16.00 Uhr



Online via Web:
www.mwdental.de
www.mwdental.at



Freefax:
00 800 / 88 00 80 01
(Gültig für Deutschland und Österreich)



App:
heja+
(Apple Store/Play Store)

VITA ZÄHNE & FARBSKALEN FÜR SIE REDUZIERT!

VITA Easyshade® LITE

Gerät für die digitale Farbbestimmung am natürlichen Zahn. Es ergänzt das VITA-Easyshade®-Portfolio und zeichnet sich durch seine hohe Präzision sowie seine geringe Komplexität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Technische Daten:
Maße (H x B x T): 105 x 85 x 205 mm
Gewicht: ca. 385 g
Temperaturbereich für Anwendung:
15°C – 40°C
Anwendungsbereich:
Nur für Innenräume freigegeben
Garantie: 2 Jahre

- 1 VITA Easyshade® LITE Handstück
(inkl. 2 AA- Batterien LR6)
 - 1 VITA Easyshade® LITE
Kalibrierladestation
- 189 936 | 1 Stck. | € 589,00
€ 498,00*



-15%

498,-*

VITA Easyshade® V

Die 5. Generation des VITA Easyshade® bietet ein OLED-Farbtouchdisplay und ermöglicht die Anbindung an die Smartphone App VITA mobileAssist zur Kommunikation der Farbangaben zwischen Praxis und Labor. Außerdem ist die Anbindung an die Dokumentations- und Kommunikationssoftware VITA Assist möglich.

- 1 VITA Easyshade® V Ladestation
 - 1 VITA Easyshade® V Handstück
(inkl. 2x NIMH Akku)
 - 1 Netzteilanschlusskabel
 - 1 Schutzkappe (2 x 18 Stck.)
 - 1 CD VITA Assist (ShadeAssist
+ ToothConfigurator Demo)
 - 1 USB-Bluetooth-Modul
- 189 930 | 1 Stck. | € 1.290,00
€ 1.095,00*



-15%

1.095,-*

VITA classical A1-D4 Farbskala

Farbskala mit 16 Farbmusterzähnen zum Bestimmen der Zahnfarben in den Gruppierungen der VITAPAN classical Farbfamilie.

089 958 | 1 Stck. | € 64,55
€ 54,90*

54,90*



-15%

VITA Toothguide 3D-MASTER

Mit dem VITA Toothguide 3D-MASTER ist es möglich, alle natürlichen Zahnfarben sicher und systematisch zu bestimmen. Mit dem VITA BLEACHED SHADE GUIDE ist es möglich, Zahnfarben gebleichter Zähne nach dem Prinzip des VITA Toothguide sicher und systematisch zu bestimmen.

089 937 | 1 Stck. | € 64,55
€ 54,90*

54,90*



-15%

VITA Linearguide 3D-MASTER

Mit dem VITA Linearguide 3D-MASTER bestimmen Sie zügig und präzise die korrekte Zahnfarbe. Das moderne Design und der systematische Aufbau des VITA Linearguide ermöglichen das schnelle Auffinden der passende 3D-MASTER Farbe. Der VITA Linearguide 3D-MASTER erleichtert die Umstellung von herkömmlichen Farbnahmesystemen auf eine präzise Farbbestimmung und Farbkommunikation im VITA SYSTEM 3D-MASTER.

089 909 | 1 Stck. | € 126,90
€ 107,90*

107,90*



-15%

M+W Dental  **VITA**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt.
Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental.
*Die Angebote sind bis zum 29.09.2023 in Deutschland gültig.
Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter: **0 60 42 / 88 00 88**
Mo, Di, Do 7.30 – 17.30 Uhr
Mi 7.30 – 17.00 Uhr | Fr 7.30 – 16.00 Uhr



Online via Web:
www.mwdental.de
www.mwdental.at



Freefax:
00 800 / 88 00 80 01
(Gültig für Deutschland und Österreich)



App:
heja+
(Apple Store/Play Store)