



QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.

MW select PATIENTENTERMINBUCH

Ringlochbindung, 2 Spalten pro Tag, wochentags 7.00 – 20.30 Uhr, samstags 7.00 – 13.30 Uhr, viertelstündliche Unterteilung, viele Infos (Monatsvorschau, Postgebühren, Urlaubsplaner etc.), Format H 31 x B 33 cm – mit Spalten für 2 Behandler.

Praxisbuch 2024

002 024

1 Stck. | € 19,90



19,90



PRAXIS

Gültig bis zum 29.09.2023

MW select ANGEBOTE FÜR IHRE PRAXIS



M+W select PERMAPLAST LH ONE

Lichthärtendes und röntgenopakes Mikro Hybrid Composite mit optimaler Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe, wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Bei Bedarf kann die Farbe angepasst werden, indem man für die erste Schicht Permaplast LH Flow verwendet. Hochglanzpolierbar 75 Gew%, 53 Vol.-%.

Indikation:
Direkte Front- und Seitenzahnrestorationen der Klasse I - V nach Black. Indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren, Stumpfaufbauten, Schienung von gelockerten Zähnen, Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik.

- Spritze, 4 g
100 147 | 1 Pckg. | € 28,50
€ 22,90
- ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 27,50
€ 20,90
- Cavifils, 20 x 0,3 g
100 148 | 1 Pckg. | € 51,90
€ 41,50
- ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 49,90
€ 39,90



Optimale Farbanpassung durch ultrafeine reflektierende Glasfüllstoffe



ab **20,90**

BIS ZU **-27%**

M+W select PERMAPLAST LH ONE VISCOSUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, hoch radiopak. Füllergehalt 77% Gewicht, 57% Volumen. Optimale Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Fließfähig und trotzdem standfest. Hohe Abrasionsresistenz und sehr gut polierbar.

Indikationen:
Fissurenversiegelung, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren. Füllungen der Klasse V nach Black (Zahnhalskaries, Wurzelerosionen), keilförmige Defekte). Minimalinvasive Füllungen der Klassen I, II und III nach Black. Korrekturen von Zahnschmelzdefekten, Ausblöcken von Unterschnitten, kleinere Formkorrekturen am Schmelz.

- Spritze, 2 g
100 158 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 16,90
- ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 20,90
€ 15,90
- ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 19,90
€ 14,90



Optimal reflektierender Kavitätsuntergrund

ab **14,90**

BIS ZU **-32%**

M+W select PERMAPLAST BUILD UP

Dualhärtendes, fließfähiges Stumpfaufbaumaterial im praktischen Automix-System, auch für die Zementierung von Wurzelstiften geeignet. Optimale Adaption an den natürlichen Zahn.

- 5 ml Automix Spritze A2,
5 Mischkanülen, 5 Intraoral-Tips
000 107 | 1 Pckg. | € 37,50
€ 33,90



-10% **33,90**

DIE PASSENDE POLYMERISATIONS Lampen FINDEN SIE IN UNSEREN BESTDEALS AUF DEN SEITEN 2 – 6



PERMAPLAST LH CERAMIC

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Microhybrid-Composite mit Keramikanteil für hochwertige Front- und Seitenzahnrestauration der Klasse I-V. Durch unterschiedliche Füllgrößen (0,05 - 0,9 µm) lässt sich das Material sehr gut stopfen und modellieren. Dank exzellenter mechanischer Eigenschaften und optimaler Fluoreszenz werden dauerhafte ästhetische Restaurationen mit hervorragender Farbstabilität erzielt. Klebt nicht, hohe Kanten- und Abriebfestigkeit sowie eine sehr hohe Biege- und Bruchfestigkeit. Gesamtfüllstoff 80% Gew. 68% Vol.

Farbe	Spritze, 4 g	Farbe	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	200 120	A2	200 126
A3	200 121	A3	200 127
A3,5	200 122	A3,5	200 128
C3	200 125	je Pckg.	€ 47,50
je Pckg.	€ 27,90	ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 42,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 24,90		€ 45,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 26,50		€ 40,50
	€ 23,50		
	€ 25,50		
	€ 22,50		



Microhybrid-Composite mit Keramikfiller

BIS ZU
-19%

ab **22,50**



PERMAPLAST LH HYBRID

Lichthärtendes röntgenopakes Feinpartikel-Hybrid-Composite für Restaurationen der Klassen I bis V in VITA-Farben. Gesamtgehalt an Füllstoffen: 83 Gew.-%, 75 Vol.-%.

Farbe	Schraubspritze, 3 g	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	000 171	100 130
A3	000 170	100 131
A3,5	000 174	100 132
B1	000 175	-
B3	000 172	-
C3	000 173	-
1 Pckg.	€ 21,90	€ 44,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 19,90	€ 42,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 20,90	€ 43,90
	€ 18,90	€ 35,90
	€ 19,90	€ 42,90
	€ 17,95	€ 34,90

ab **17,95**

BIS ZU
-22%



Feinpartikel-Hybrid-Composite mit hoher Festigkeit



PERMAPLAST LH NANO

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Universal-Composite mit einem ultrafeinen, röntgenopaken Keramikfüllstoff.

Farbe	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	100 121
A3	100 122
A3,5	100 123
1 Pckg.	€ 49,90
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 44,90
	€ 42,90

Farbe	Schraubspritze, 4 g
A2	100 115
A3	100 116
A3,5	100 117
B2	100 118
B3	100 119
C3	100 120
1 Pckg.	€ 26,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 22,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 25,90
	€ 21,50
	€ 24,90
	€ 19,90

ab **19,90**

BIS ZU
-26%



Hochglanzpolierbares Universal-Composite



PERMAPLAST LH FLOW

Fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, radiopak, Füllanteil 55 Gew.-%, 36 Vol.-%, in VITA-Farben erhältlich.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen
A1	100 105
A2	100 106
A3	100 107
B3	100 108
1 Pckg.	€ 19,90
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 16,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,90
	€ 15,50
	€ 17,90
	€ 14,75

ab **14,75**

BIS ZU
-26%



Mit hervorragender Fließeigenschaft



PERMAPLAST LH VISCOUS FLOW


Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite mit nano-optimierten Füllern. Lichthärtend, hoch radiopak, Füllanteil: 77% Gewicht.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen	Cavifils, 20 x 0,3 g
A1	100 165	-
A2	100 166	100 185
A3	100 167	100 186
B3	100 168	-
dunkel rosa	100 188	-
1 Pckg.	€ 22,90	€ 78,90
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,90	€ 66,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 21,90	€ 76,90
	€ 17,90	€ 64,90
	€ 20,90	-
	€ 16,90	-

ab **16,90**

BIS ZU
-26%

Hochviskos & fließfähig



M+W select BIG-ETCH

36%iges Phosphorsäure-Ätzel für die Schmelz- und Dentin-ätzung mit optimalem thixotropen Fließverhalten. Farbe: grün. Vorratsspritze 50 ml (62 g) zum Selbstabfüllen.

50 ml Vorratsspritze,
10 Applikationsspritzen,
50 Applikationskanülen
100 100 | 1 Pckg. | € 59,90
€ 50,90
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 56,90
€ 48,90

50 ml Vorratsspritze,
1 Adapter
100 138 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 33,90

ab **33,90**
BIS ZU
-18%

In Super ECO-Ausführung

M+W select PERMABOND UNIVERSAL

Lichthärtendes Bondingmaterial für alle licht-härtenden Compositematerialien. Permabond Universal kann im Self Etch Verfahren oder im Selective Etch Verfahren angewendet werden. Hervorragende Haftwerte an Schmelz und Dentin, optimale Viskosität und Thixotropie für eine absolut homogene Adhäsiv-Schicht. Keine Kühl-schranklagerung erforderlich.

5 ml
000 186
1 Fl. | € 56,90
€ 46,90



Mit Total-Etch-Technik

46,90 -18%

BIS ZU
-24% ab **5,50**



M+W select ÄTZGEL

36%iges Phosphorsäure-Ätzel Thixotrop, für die Schmelz- und Dentinätzung, Farbe: blau.

2 ml Spritze, 3 Kanülen (biegbar)
000 178 | 1 Pckg. | € 7,20
€ 6,50
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 6,90
€ 5,90
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 6,50
€ 5,50

M+W select PERMABOND

Lichthärtender Einkomponenten-Haftvermittler für die Total-Etch-Technik.

5 ml
000 185 | 1 Fl. | € 35,70
€ 32,90
ab 3 Fl. | je Fl. | € 33,90
€ 29,90



Mit Selbstätz-Technik

BIS ZU
-16% ab **29,90**

M+W select PERMABOND SE

Selbstätzender, lichthärtender Ein-Komponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin.

5 ml
000 181 | 1 Fl. | € 54,90
€ 48,90
ab 3 Fl. | je Fl. | € 53,50
€ 47,50



Mit Self- oder Selectiv-Etch-Technik

ab **47,50** BIS ZU
-13%

M+W select APPLI-ETCH

36%iges Phosphorsäure-Ätzel für die Schmelz- und Dentin-ätzung mit optimalem thixotropen Fließverhalten. Farbe: grün. Applikationsspritzen in der praktischen Vorratsbox.

9 x 1,4 ml Applikationsspritzen,
25 Applikationskanülen
100 101 | 1 Pckg. | €34,90
€30,90
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | €32,90
€28,50



ab 28,50

BIS ZU
-18%

M+W select APPLICAP AKTIVATOR / APPLIER

NEU

Für Aplicap Kapseln. Langlebig und beständig gegen jede Art von Material. Autoklavierbar. Mechanische Teile aus rostfreiem Stahl. Nicht für Maxicap geeignet.

Applicap-Aktivator
500 110 | 1 Stck. | €51,90
€46,50

Applicap-Applier
500 111 | 1 Stck. | €51,90
€46,50



46,50 -10%

M+W select GLASFILL APLICAP

NEU

M+W Select Glasfill Aplicap ist ein Glasionomer-Füllungszement aus transluzentem Aluminiumoxid-Silikatglas, das eine hervorragende Ästhetik bietet, ohne Kompromisse bei der Festigkeit einzugehen. Geeignet für Füllungen der Klasse III und V, nicht lasttragende Füllungen der Klasse I und II, Milchzahnfüllungen, Stumpfaufbauten sowie Versiegelung von Grübchen und Fissuren. Röntgenopak.

Farbe	50 Stck.
A2	400 102
A3	400 103
je Pckg.	€99,50 €85,90



85,90 -14%

M+W select NORMALLOY KAPSELN

Kapselamalgam, n.g. 2, aus 70% Spänen und 30% Kugeln. Zusammensetzung: 69,2% Silber, 18,6% Zinn, 11,9% Kupfer, 0,3% Zink. Dose mit 50 Kapseln.

Gr. 1 gelb/weiß:
400 mg Pu, 435 mg Hg
000 127 | 1 Pckg. | €51,90
€46,90

Gr. 2 gelb/grau:
600 mg Pu, 653 mg Hg
000 128 | 1 Pckg. | €66,90
€59,90

Gr. 3 gelb/schwarz:
800 mg Pu, 865 mg Hg
000 129 | 1 Pckg. | €86,90
€77,90



ab 46,90 -10%



M+W select PROVISO

Gebrauchsfertiger, selbsthärtender, provisorischer Füllungszement auf Zinkoxid-Kunststoff-Basis. Gute Thixotropie, die eine perfekte Anpassung an die Kavität wand ermöglicht. Rasche Aushärtung im Mund, eugenolfrei, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kaukräfte, mit Fluor.

Härte	Glas, 40 g
rot (hart)	100 161
weiß (mittel)	100 160
grau (weich)	100 162
je Pckg.	€10,20 €8,90

8,90 -13%

M+W select POLYSTRIP

NEU

Breite	15 m im Spender
6 mm	100 196
8 mm	100 197
10 mm	100 198
je Rolle	€ 6,90 € 5,90

Transparentes Polyesterband in einer praktischen Kartonschachtel mit gezackter Klinge für lichterhärtende Applikationen. 0,050 mm dick.



5,90 -14%

M+W select BIO UNIVERSAL TIPS

NEU

Biegbare BIO Mikro Applikatoren mit Weizenstroh, beflocht zum Applizieren von Flüssigkeit und Gelen. Länge ca. 10 cm. Umweltfreundlich verpackt in Karton.

Stärke	100 Stck.
regular	100 103
fine	100 104
je Pckg.	€ 6,50 € 4,90



-25%

4,90

M+W select FLEXISTRIPS

Polier- und Finierstreifen aus extra flexiblem Polyestermaterial. Einseitig belegt mit Aluminiumoxid Partikeln. Ideal für das Konturieren und Polieren aller Restaurationsmaterialien. Länge je Streifen 15 cm.

Einseitig mit Aluminiumoxid-Partikeln belegt

Körnung	50 Streifen
grob (blau)/ medium (helllila)	100 885
fein (rosa)/ x-fein (weiß)	100 886
1 Pckg.	€ 7,20 € 5,90
ab 3 Pckgn. einer Ausführung, je Pckg.	€ 6,70 € 5,25



ab **5,25**

BIS ZU -27%

Für alle marktüblichen Kapseln

-16% 15,90



M+W select COMPOSITE APPLIKATIONSPISTOLE

Dosierpistole für die Direktapplikation aller marktüblichen Composite-Kapseln (Cavifils, Compules, PLTs usw.). Autoklavierbar bis 121 °C.

400 110	1 Pckg. € 18,90 € 15,90
---------	------------------------------

M+W select APPLIKATIONSKANÜLEN

Einweg-Applikationskanülen für punktgenaues Applizieren. Für Luer- bzw. Luer Lock-Spritzen.

20G, gebogen, schwarz, 11 mm lang, 100 Stck.	
098 103	1 Pckg. € 28,80 € 22,50
ab 3 Pckgn. je Pckg.	€ 27,80 € 20,50
ab 5 Pckgn. je Pckg.	€ 26,80 € 19,50

gebogen, 45°, blau-transparent, 10 mm lang, Lumen Ø 0,7 mm, 25 Stck.	
100 102	1 Pckg. € 10,50 € 8,40
ab 3 Pckgn. je Pckg.	€ 9,95 € 7,50
ab 5 Pckgn. je Pckg.	€ 9,40 € 7,10

gerade/transparent, 0,4 x 18 mm, 100 Stck.	
000 189	1 Pckg. € 11,95 € 9,95
ab 3 Pckgn. je Pckg.	€ 11,50 € 8,95
ab 5 Pckgn. je Pckg.	€ 10,95 € 7,95



BIS ZU -33% ab 7,10

M+W select HOLZKEILE NEU

Anatomisch geformte Holzkeile für die optimale Gestaltung der Füllung.

Größe / Farbe	100 Stck.
S, orange	500 115
M, weiß	500 116
L, blau	500 117
je Pckg.	€ 7,90 € 6,90



6,90 -13%



M+W select UNIVERSAL TIPS

Biegbare Miniapplikatoren beflocht zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen. Länge ca. 10 cm. Verpackt in praktischer Runddose zur hygienischen Entnahme.

Farbe	100 Stck.
blau (regular)	500 507
grün (regular)	500 511
gelb (fine)	500 508
lila (fine)	500 512
hellblau (x-fein)	500 510
je Pckg.	€ 7,50 € 5,90 € 6,90 € 5,25
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	

ab 5,25 BIS ZU -30%

ab 4,45 BIS ZU -23%



M+W select MICROTIPS

Miniatür-Applikationsspitzen (beflocht), in super Qualität, mit MicroTip-Halter (Kunststoffgriff nicht sterilisierbar), für punktgenaues Applizieren von Flüssigkeiten und Gels (Lacke, Liner, Zementmittel, Adhäsive).

Set: 4 x 100 MicroTIPS in den Farben rot, grün, gelb, blau und 2 MicroTip-Halter 098 118 1 Pckg. € 24,90 € 19,95	Farbe	100 Stck.
	rot	098 114
	grün	098 115
	gelb	098 116
	blau	098 117
Halterset: je 1 MicroTip-Halter in weiß und rot 098 119 1 Pckg. € 2,90 € 2,45	je Pckg.	€ 5,80 € 4,95 € 5,50 € 4,45
	ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	

M+W select ALGICIT DIMENSION

Bewährtes staubfreies Alginit, bis zu 100 Stunden dimensionsstabil, mit Pfefferminzgeschmack. Ab Herstellungsdatum 5 Jahre haltbar.

Algicit Dimension:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: blau

Algicit Dimension quick:

Abbindeart: schnellabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 30 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
Abbindezeit gesamt: 2 Min., Farbe: blau.

Algicit Dimension color:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: lila über rosa zu weiß

Algicit Dimension Ortho:

Alginit auf die Bedürfnisse der KFO-Behandlung abgestimmt
Abbindeart: schnellhärtend, Anmischzeit: 45 Sek.
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.

Mit Farbumschlagindikator von lila über rosa zu grün

Bulkpackung, 20 Beutel à 500 g:

Algicit Dimension
400 270 | 1 Pckg. | € 179,00
€ 158,00

Algicit Dimension quick
400 274 | 1 Pckg. | € 179,00
€ 158,00

Algicit Dimension color
400 276 | 1 Pckg. | € 179,00
€ 158,00

ab 2 Pckgn. einer Variante | je Pckg. | € 169,00
€ 149,00

Algicit Dimension Ortho
400 280 | 1 Pckg. | € 154,00
€ 138,00

Beutel, 500 g:

Algicit Dimension
400 271 | 1 Pckg. | € 10,90
€ 8,70

Algicit Dimension quick
400 275 | 1 Pckg. | € 10,90
€ 8,70

Algicit Dimension color
400 277 | 1 Pckg. | € 10,90
€ 8,70

Algicit Dimension Ortho
400 281 | 1 Pckg. | € 8,90
€ 7,50

ab 7,50

BIS ZU
-20%



-17%

6,90



M+W select ALGICIT ADHÄSIV

Haftvermittler für Alginat.

15 ml
200 281 | 1 Fl. | € 8,30
€ 6,90

BIS ZU
-12% ab 59,90



M+W select PONTIFORM AUTOMIX 10:1

Provisorisches K+B Material, methylmethacrylatfrei, zur Fertigung von Kurz- und Langzeit-Provisorien. Hohe Endhärte und Elastizität sowie sehr gute Biege- und Abrasionsfestigkeitswerte, geringer Polymerisationsschrumpfung, eine hohe Farbstabilität und Fluoreszenz sowie eine hervorragende Passgenauigkeit zeichnen das Produkt aus. Durch das 10:1 Mischungsverhältnis wird die Schmier-schicht stark verringert und das Provisorium ist optimal polierbar.

Farbe	50 ml Kartusche, 15 Mischkanülen blau
A2	100 180
A3	100 181
B1	100 182
1 Pckg.	€ 67,90 € 62,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 65,90 € 59,90

BIS ZU
-15% ab 26,90

Jetzt auch
in Farbe A3
erhältlich

M+W select PONTIFORM AUTOMIX 2

Provisorisches K+B Material mit Fluor im 4:1 Sicherheits-Kartuschen-system. Automatisches Anmischen während der Direktapplikation.

Vorteile:

- 2-Komponenten-Material auf BIS-Acryl-Basis, methylmethacrylatfrei
- gute Gewebeverträglichkeit
- ausgezeichnete Biege- und Abrasionswerte, daher auch für Langzeitprovisorien geeignet
- kurze Verarbeitungszeit und niedrige Abbindezeit (ca. 38 °C)
- rasche Abbindung bei sehr geringer Polymerisationsschrumpfung
- optimale Polierbarkeit, hohe Farbstabilität
- gute Reparaturfähigkeit
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis



PONTIFORM DIRECT MIX

5 ml Spritze A2, 5 Mischkanülen
000 290 | 1 Pckg. | € 31,50
€ 28,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 29,90
€ 26,90

50 ml Kartusche A2 universal,
15 Mischkanülen blau
000 216 | 1 Pckg. | € 66,90
€ 60,90

50 ml Kartusche A3 universal,
15 Mischkanülen blau
000 214 | 1 Pckg. | € 66,90
€ 60,90

ab 2 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 65,90
€ 59,90

ab 5 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 64,90
€ 57,90

Mischkanülen, 50 Stck.:
4:1/10:1, blau
000 289 | 1 Pckg. | € 38,50
€ 34,50
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 37,50
€ 32,90

M+W select BEFESTIGUNGSZEMENT TEMP NE

Eugenolfreier, selbsthärtender Zement, enthält Calciumhydroxid und Hydroxylapatit. Zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken. Eine dünne Schicht reicht aus, das Material ermöglicht ausgehärtet eine sichere Befestigung des Provisoriums, zugleich bleibt es elastisch und lässt sich leicht entfernen.

25 g Basis-Paste,
25 g Katalysator-Paste
200 145 | 1 Pckg. | € 15,95
€ 13,95
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 15,45
€ 13,45



ab 13,45

BIS ZU
-16%

M+W select SIOPLAST C

Sehr preiswertes, kondensationsvernetzendes Präzisionsabformmaterial für die Korrekturabformtechnik in Premium-Qualität, sehr zeichnungsscharf. Darüber hinaus kann das Putty- (Shore A-70) und Putty Soft-Material (Shore A-60) für die funktionelle Randgestaltung und für Situationsabformungen eingesetzt werden. Das mittelfließende und dünnfließende Korrekturmaterial kann zusätzlich für die Funktionsabformung und Unterfütterungsabformung verwendet werden. Das extradünne Korrekturmaterial eignet sich auch für die Unterfütterungsabformung.



Dose, 900 ml:		
putty Waldbeere	153 207 1 Dose	€ 29,90 € 25,50
putty soft Waldbeere	153 208 1 Dose	€ 29,90 € 25,50
ab 4 Dosen einer Variante	je Dose	€ 28,90 € 24,50
Eimer, 10 kg:		
putty Waldbeere	153 209 1 Eimer	€ 113,90 € 99,90

Tube, 150 ml:		
dünn Mint	153 211 1 Tube	€ 14,90 € 12,90
mittel Mint	153 210 1 Tube	€ 14,90 € 12,90
extra-dünn Mint	153 212 1 Tube	€ 14,90 € 12,90
ab 4 Tuben einer Variante	je Tube	€ 13,90 € 12,10
Sioplast C Pastenhärter DBTL-frei, 60 ml		
153 223 1 Tube		€ 14,20 € 12,20
ab 3 Tuben	je Tube	€ 13,90 € 11,90

BIS ZU
-19%

ab **11,90**

-18%

7,50



M+W select SIOPLAST SILIKON-ADHÄSIV

Haftvermittler für A- und C-Silikone.

10 ml		
200 280 1 Fl.		€ 9,20 € 7,50

M+W select SIOPLAST A/AS

Elastomeres Präzisionsabformmaterial auf Polyvinylsiloxanbasis, additionsvernetzend (A-Silikon), in sehr hoher Qualität zum günstigen Preis!

Sioplast A/A 380 putty – knetbares Vorabformmaterial, Orangengeschmack, lieferbar in Dosen und in der Vollkartusche für 5:1 Mischgeräte.

Sioplast AS light – dünnfließend für die Korrekturabformung, Doppelmisch-/Sandwichtchnik, Minzgeschmack, im Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast AS medium – mittelfließend für Korrektur- und Fixationsabformung, Minzgeschmack, im Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast AS/A 380 mono – mittelfließend für die Einphasenabformung, Minzgeschmack, lieferbar in der Vollkartusche für 5:1 Mischgeräte und im Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast A		
(je 450 ml Basis- und Härterpaste, 2 Messlöffel):		
putty	153 220 1 Pckg.	€ 65,90 € 59,90
putty soft	153 221 1 Pckg.	€ 65,90 € 59,90
ab 3 Pckgn. einer Variante	je Pckg.	€ 63,90 € 55,90
Sioplast A 380		
(2 x 380 ml Kartusche, 1 Fixierring):		
putty	237 240 1 Pckg.	€ 129,90 € 117,90
ab 2 Pckgn. je Pckg.		€ 126,90 € 109,90
mono	153 281 1 Pckg.	€ 145,90 € 132,90
ab 2 Pckgn. je Pckg.		€ 139,90 € 123,90

Sioplast AS		
(2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen):		
light regular (normalhärtend), 12 Mischkanülen gelb	153 225 1 Pckg.	€ 32,90 € 29,90
light fast (schnellhärtend), 12 Mischkanülen gelb	153 226 1 Pckg.	€ 32,90 € 29,90
medium, 12 Mischkanülen grün	153 227 1 Pckg.	€ 32,90 € 29,90
ab 3 Pckgn. einer Variante	je Pckg.	€ 31,90 € 28,10
Sioplast AS mono		
6 Mischkanülen grün	153 280 1 Pckg.	€ 42,60 € 38,80
ab 3 Pckgn. je Pckg.		€ 40,90 € 36,10

Dynamische Mixing-Tips, 40 Stck.		
237 241 1 Pckg.		€ 49,90
Fixierring für Mixing-Tips, 2 Stck.		
237 242 1 Pckg.		€ 10,50
Mischpistole 1:1/1:2		
237 222 1 Pckg.		€ 44,90 € 39,20

ab **28,10**

BIS ZU
-15%



M+W select SIOPLAST BS

SIOPLAST BS
Schnellabbindendes Bissregistrierungsmaterial mit hoher Endhärte.



2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün		
153 229 1 Pckg.		€ 39,90 € 34,90
ab 2 Pckgn. je Pckg.		€ 37,90 € 33,50

SIOPLAST BS X-HART
Schnellabbindendes Bissregistrierungsmaterial mit extrem hoher Endhärte.



2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün		
153 230 1 Pckg.		€ 42,60 € 37,90
ab 2 Pckgn. je Pckg.		€ 40,90 € 35,90

SIOPLAST BS SCAN
Schnellabbindendes Bissregistrierungsmaterial / scanbar.



2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün		
153 235 1 Pckg.		€ 41,50 € 36,95

SIOPLAST BS KRISTALL
Schwerfließendes, transparentes Bissregistrat auf Polyvinylsiloxanbasis, additionsvernetzend. Auch geeignet als Kauflächenstempel bei lichthärtenden Compositorestorationen, als Hilfsmittel zur Herstellung provisorischer Veneers sowie als Transfermatrix zur Befestigung von Brackets. Schwer fließend, Shore A70.

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün		
153 236 1 Pckg.		€ 41,50 € 36,95

BIS ZU
-16%

ab **33,50**





BIS ZU
-24%

ab **4,70**

M+W select KÄLTESPRAY

Minzaroma. FCKW-frei, Butan/Propan-Gemisch (brennbar!)
Austrittstemperatur -50 °C.

Dose, 200 ml

000 093 | 1 Dose | € 6,20
€ 5,50

ab 12 Dosen | je Dose | € 5,90
€ 4,95

ab 24 Dosen | je Dose | € 5,60
€ 4,70

M+W select RETRAKTIONSFÄDEN

Ungetränkter, gestrickter Retraktionsfaden aus 100% Baumwolle. Spaltet sich beim Einbringen in den Sulcus nicht auf und franst nicht aus. Durch die besondere Strickung, winzige Schlaufen die eine ineinandergreifende Kette ergeben, gewährleisten die Retraktionsfäden eine hervorragende Gewebeverdrängung und eine große Aufnahme an Hemostatika. Fadenlänge: 275 cm, in einer Plastikdose mit integriertem Cutter im Deckel.

Größe	275 cm
000	300 270
00	300 271
0	300 272
1	300 273
2	300 274
1 Pckg.	€ 10,50 € 8,95



8,95 **-15%**



Fadenleger:
rostfrei, Griffdurchmesser 8 mm
500 205
1 Stck. | € 10,90
€ 8,90

M+W select RIM-LOCK

PERFORIERT
Aus Edelstahl (18/8) mit angeschweißtem Griff, Rand- und Innenbördelung (geschweißt), für alle Sterilisationsarten geeignet.

Satz mit 8 Löffeln:
je 1 Löffel in allen Größen OK und UK
022 650 | 1 Satz | € 69,90
€ 59,90

Form	PERFORIERT
OK S klein, PS 3	022 651
OK M mittel, PS 4	022 652
OK L groß, PS 5	022 653
OK XL extra groß, PS 6	022 654
UK S klein, PI 3	022 655
UK M mittel, PI 4	022 656
UK L groß, PI 5	022 657
UK XL extra groß, PI 6	022 658
partiell links, mittel*	022 680
partiell rechts, mittel**	022 681
je Stck.	€ 9,95 € 8,45

* (für Quadrant I und III)
** (für Quadrant II und IV)

GLATT
Aus rostfreiem Edelstahl (18/8), mit Rand und Innenbördelung (geschweißt).
Nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

Satz mit 10 Löffeln:
je 1 Löffel in allen Größen OK und UK
098 650 | 1 Satz | € 87,90
€ 75,99

Form	GLATT
OK XS extra klein, BS 1	098 651
OK S klein, BS 2	098 652
OK M mittel, BS 2A	098 653
OK L groß, BS 3	098 654
OK XL extra groß, BS 5	098 655
UK XS extra klein, BI 1	098 656
UK S klein, BI 2	098 657
UK M mittel, BI 2A	098 658
UK L groß, BI 3	098 659
UK XL extra groß, BI 5	098 660
partiell links, mittel*	098 661
partiell rechts, mittel**	098 662
je Stck.	€ 9,95 € 8,45

BIS ZU
-15%

ab **8,45**

PERFORIERT



GLATT



M+W select MISCHKANÜLEN

NEU

Farbe	Mischkanüle 50 Stck.	Mischkanüle NT 50 Stck.
1:1/2:1 gelb	000 287 (1.)	400 285 (7.)
1:1/2:1 grün	000 288 (2.)	400 287 (8.)
1:1/2:1 rosa	000 280 (3.)	400 286 (9.)
1:1/2:1 blau	000 282 (4.)	400 288 (10.)
1:1/2:1 weiß	000 283 (5.)	-
4:1/10:1 blau	000 289 (6.)	-
je Pckg.	€ 38,50	€ 38,50
	€ 34,50	€ 34,50
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 37,50	€ 37,50
	€ 32,90	€ 32,90

Geeignet für die Mixpac Kartuschen im S-System 1:1/2:1 bzw. 4:1/10:1 zum Anmischen von Abform-, Bissregistrierungs-, provisorische Kronen & Brücken-, Zementierungs-, Befestigungs- und Stumpfaufbau Materialien.

Die verkürzte Mischkanüle NT ermöglicht einen bis zu 40% geringeren Materialverwurf gegenüber der Standard Mischkanüle.



ab **32,90**

BIS ZU
-15%

M+W select KERAMIK-ÄTZGEL

5%ige Fluorwasserstoffsäure zum Ätzen von Keramikrestaurationen. Die Haftung zwischen Keramikoberfläche und Befestigungscompositen wird durch die Herstellung eines retentiven Ätzmusters erhöht. Eine optimale Gel-Konsistenz ermöglicht eine leichte und präzise Applikation.

6 ml		
000 989	1 Fl.	€ 37,50
		€ 34,20
ab 3 Fl.	je Fl.	€ 36,90
		€ 33,20



ab **33,20** **-12%**

M+W select SILANISIERUNGSLIQUID

M+W Silanisierungsliquid ist ein Oberflächenbehandlungsmittel, das eine beständige chemische Bindung zwischen Metall-Composite, Keramik-Composite und Composite-Composite nach vorheriger Silikatisierung gestattet. Zur Silikatisierung der Oberflächen können gängige Verfahren wie Rocotec von 3M angewandt werden. Das enthaltene Silan ermöglicht eine dauerhafte und randspaltenfreie Verbindung zwischen den genannten Oberflächen.

8 ml		
000 910	1 Fl.	€ 45,90
		€ 41,30



41,30 **-10%**

M+W select OCCLUSIONSSPRAY PLUS

Punktgenaue Dosierbarkeit durch Metall-Präzisionsprühröhrund Spezialventil. Der Pigmentfilm lässt sich schichtweise aufbauen und zeichnet ab 7 - 10 µm. Sehr feinkörnig. Lässt sich leicht wieder mit Wasser entfernen. Ein Occlusionsspray der Extraklasse mit ozonunschädlichem Treibgas. Farbe grün.

75 ml Dose + Metallprühröhr		
000 951	1 Dose	€ 13,20
		€ 11,20
ab 5 Dosen	je Dose	€ 12,20
		€ 10,20



-23%

ab **10,20**

Wieder lieferbar
mit Präzisionsröhrchen!

M+W select OCCLUSIONS-SPRAY

FCKW-frei, mit ozonunschädlichem Treibmittel. Besonders feiner, farb-starker Film. Wachs frei, ohne Lösungsmittel. Auch trockene Modelle werden wieder sauber. Toxikologisch absolut unbedenklich. Ausreichend für ca. 600 Applikationen.

Farbe	75 ml	
grün	000 990	
rot	000 991	
je Dose	€ 9,40	
	€ 7,99	
ab 10 Dosen einer Farbe, je Dose	€ 8,90	
	€ 7,49	



-20%

ab **7,49**

VERBESSERTE REZEPTUR



ab 5,30
BIS ZU -20%

VAH gelistet

M+W select HANDEDESINFEKTION

2-Propanol 70 % (V/V), Bakterizid (inkl. Tbb), fungizid. Zul.-Nr. 1599/98/99.
Anwendungsgebiet: Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion sowie für Kühllumschläge.
Art der Anwendung: Zum Auftragen auf die Haut. Parfüm- und farbstofffrei.
Gegenanzeigen: M+W Händedesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden anzuwenden.
Hinweis: M+W Händedesinfektion wirkt nicht sporeabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Gut verschlossen aufbewahren, alkohohaltig, entzündlich, vor Anwendung elektrischer Geräte gut trocknen lassen, Flammpunkt 24 °C.
Einwirkzeiten: Bakterien und Pilze (Candida albicans): Hygienische Händedesinfektion nach VAH und EN 1500:
 Konz: 30 sec. Chirurgische Händedesinfektion nach VAH und EN12791:
 Konz: 5 min. Tbb (Tuberkulose) nach EN 14348
 (hohe Belastung): Konz: 30 sec. Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV):
 Konz: 15 sec. Noro-Viren gem. EN 14476: Konz: 30 sec.

Spenderflasche, 500 ml (nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 781)	000 764	1 Fl.	€ 6,10
			€ 5,30
Spenderflasche, 1 l (nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 782)	000 766	1 Fl.	€ 9,30
			€ 8,20
Kanister, 5 l (nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 783)	000 767	1 Kan.	€ 44,50
			€ 35,50



M+W select WASHLOTION SOFT

Medizinische Handwaschseife mit Vitaminen und hautfreundlichem pH-Wert. Kein Austrocknen der Hände auch bei häufigem Händewaschen durch rückfettende Wirksubstanzen, Vitamine verleihen der Haut zusätzlich Spannkraft und Pflege. Dermatologisch getestet, angenehm frischer Duft.

Spenderflasche, 500 ml	200 745	1 Fl.	€ 4,40
			€ 3,95
Spenderflasche, 1 l	200 746	1 Fl.	€ 6,95
			€ 6,25
Kanister, 5 l	200 748	1 Kan.	€ 26,90
			€ 24,25

ab 3,95
BIS ZU -10%



ab 8,95
BIS ZU -20%

VAH gelistet

M+W select SPRÜHDESINFEKTION PLUS

Aldehydfreie Sprüh- und Wischdesinfektion zur Reinigung und Desinfektion von Flächen und medizinischen Gegenständen. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (z. B. Acrylglas, Polster) anwenden. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet.

Kanister, 10 l:	200 728	1 Kan.	€ 66,50
Plus			€ 54,95
Plus lemon	200 730	1 Kan.	€ 66,50
			€ 54,95
Plus apple	200 732	1 Kan.	€ 66,50
			€ 54,95

Sprühflasche, 1 l, ohne Sprühkopf:

Plus	200 727	1 Fl.	€ 11,20
			€ 8,95
Plus lemon	200 729	1 Fl.	€ 11,20
			€ 8,95



ab 9,95
BIS ZU -23%

VAH gelistet

M+W select SPRÜHDESINFEKTION ALKOHOLFREI

Aldehyd- und alkoholfreie Sprühdesinfektion, gebrauchsfertig. Zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Hand- und Winkelstücke und allen Flächen im medizinischen Bereich, die empfindlich auf Alkohol reagieren, wie z. B. Acrylglas und Kunstlederoberflächen. Wirksam gegen HBV, HCV, HIV, Inaktivierung von Rotaviren, bakterizide Wirkung und fungizide Wirkung in 1 Minute. Angenehm leichter Limonenduft. Die 750 ml Sprayflasche ist mit einem Duo Spraykopf ausgestattet. Sie können wie gewohnt spraysen, aber auch umstellen auf die Schaumsprühfunktion. Bei dieser Funktion entsteht kein Spraynebel und der Schaum haftet besser auf vertikalen Flächen. VAH gelistet.

750 ml Flasche, mit Schaumsprühkopf	000 710	1 Fl.	€ 12,90
			€ 9,95
Kanister, 10 l	000 711	1 Kan.	€ 72,50
			€ 62,90



ab 12,90
BIS ZU -17%

M+W select MAXI WIPES

Ungetränkte, weiche Tücher (20 x 30 cm) für die Reinigung von großen Flächen. Die Tücher sind aus einer Mischung von Polyester und Vlies. Die Strukturierung sorgt für eine gleichmäßige Flüssigkeitsaufnahme und Abgabe. Sehr reißfest und fusselfrei. Zur Tränkung empfehlen wir 1 – 1,5 l M+W Sprühdesinfektion.

150 Blatt	100 763	1 Rolle	€ 15,50
			€ 13,50
ab 6 Rollen		je Rolle	€ 14,90
			€ 12,90

Quattro Eimer
mit Depotdeckel zur Aufbewahrung von getränkten Großformattüchern

100 751	1 Pckg.	€ 8,50
---------	---------	--------



NEU



WET WIPES FLOWPACK

Gebrauchsfertige, alkoholreduzierte Desinfektionstücher (25 x 25 cm) für die Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und wischbaren Flächen. Hervorragende Materialverträglichkeit. Im praktischen Flowpack zum wieder-verschließen. Breites Wirkungsspektrum und schnelle Wirksamkeit. Neutraler Duft.

Flowpack, 80 Tücher

100 717 | 1 Pckg. | € 9,90

Gropa, 6 x 80 Tücher

100 718 | 1 Pckg. | € 45,00
€ 36,00

*Hinweis: Biozidprodukte sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und
Produktinformationen lesen.*

80 Tücher
ab **6,-**



ab **4,10**

BIS ZU
-14%



DESINFEKTIONSTÜCHER PLUS

Mit alkoholhaltiger Lösung vorgetränkte Tücher (12 x 20 cm) zur Desinfektion und Reinigung von kleinen Flächen und medizinischen Gegenständen. Angenehme, fusselfreie Tuchoqualität. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet, aldehydfrei. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (Acrylglas, Polyester) anwenden.

Dose mit 100 Tüchern:

Plus
200 735 | 1 Dose | € 5,70
€ 5,20

Plus lemon
200 737 | 1 Dose | € 5,70
€ 5,20

Plus apple
200 739 | 1 Dose | € 5,70
€ 5,20

ab 3 Dosen
einer Sorte | je Dose | € 5,20
€ 4,90

Refill mit 100 Tüchern:

Plus
200 736 | 1 Pckg. | € 4,70
€ 4,30

Plus lemon
200 738 | 1 Pckg. | € 4,70
€ 4,30

Plus apple
200 740 | 1 Pckg. | € 4,70
€ 4,30

ab 12 Pckgn.
einer Sorte | je Pckg. | € 4,30
€ 4,10



WET WIPES MAXI

Alkoholhaltige, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher (20 x 30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen in angenehm frischen Duft. Die Tücher sind aus einem wertigen, fusselfreien Vliesmaterial. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

36,50

-12%

2 Rollen à 150 Blatt (20 x 30 cm):

AF
100 766 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 36,50



Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung
von getränkten Großformattüchern
100 751 | 1 Pckg. | € 8,50



WET WIPES SOFT

Alkoholhaltige, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

36,50

-12%

2 Rollen à 90 Blatt (28 x 30 cm):

AF
100 755 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 36,50

lemon (Limonenduft)
100 756 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 36,50

green apple (Apfelfduft)
100 757 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 36,50

Quattro Eimer
mit Depotdeckel zur Aufbewahrung
von getränkten Großformattüchern
100 751 | 1 Pckg. | € 8,50



WET WIPES SOFT ALKOHLDFREI

Alkoholfreie, vollviruzide, gebrauchsfertige Tücher (28 x 30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Mit frischem Duft. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), vollviruzid, wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch
stets Etikett und Produktinformation lesen.*

2 Rollen à 75 Blatt

100 758 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 36,50

Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung
von getränkten Großformattüchern
100 751 | 1 Pckg. | € 8,50

36,50

-12%





ab 12,80
BIS ZU -12%

VAH gelistet

M+W select BOHRERBAD PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von zahnärztlichen, rotierenden Instrumenten. Nicht geeignet für Carborundesteine, Polierer, Kunststoff- und Aluminiumteile. Sehr breites Wirkungsspektrum bei kurzer Einwirkzeit von 5 Min., VAH-gelistet.

2 l	200 720	1 Fl.	€ 14,50	5 l	200 722	1 Kan.	€ 31,20
			€ 13,10				€ 28,10
ab 2 Fl.	je Fl.	€ 13,50		10 l	200 721	1 Kan.	€ 58,70
		€ 12,80					€ 51,70



ab 29,90
BIS ZU -15%

VAH gelistet

M+W select INSTRUMENTENBAD PLUS

Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von dentalmedizinischen Handinstrumenten und rotierenden Instrumenten. Sehr gute Materialverträglichkeit. Mit Korrosionsschutz. Sehr breites Wirkungsspektrum mit kurzer Einwirkzeit (1,5% 15 Min., 1% 60 Min.), VAH gelistet. Auch für die Anwendung im Ultraschall geeignet, angenehmer Geruch.

2 l	200 723	1 Fl.	€ 34,60	10 l	200 724	1 Kan.	€ 119,50
			€ 29,90				€ 107,50
				ab 2 Kan.	je Kan.	€ 114,90	€ 101,90



ab 33,50
BIS ZU -16%

VAH gelistet

M+W select ULTRASUC SUPER

Aldehyd-, phenol- und chlorfreies Desinfektions- und Reinigungskonzentrat für dentale Absauganlagen aller Art auf der Basis von Quartern Amoniumverbindungen (QAVs). Für Anlagen mit und ohne Amalgamscheider. Schaumarm und desodorierend. Entspricht den gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit nach TRGS 525/540. Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. Tbc), fungizid, begrenzt viruzid (HBV, HCV, HIV), Einwirkzeit nach VAH/DGHM 2% – 5 Min. Farbe: klar.

5 l	000 787	1 Kan.	€ 39,90
			€ 35,90
ab 3 Kan.	je Kan.	€ 38,50	€ 33,50



ab 17,90
BIS ZU -16%

VAH gelistet

M+W select ULTRASUC SUPER CLEANER

Hochwirksames Zusatzreinigungskonzentrat zur gründlichen Reinigung von Absauganlagen und Amalgamscheidern. Löst hartnäckige Ablagerungen, Verküstungen, Verschmutzungen durch Eiweiß usw. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung von Pulverstrahlgeräten, bei der Reinigung von Abflussleitungen, bei problematischem Leitungswasser oder Abwasserleitungen mit ungünstigem Gefälle. Wöchentliche Anwendung 5 – 10%, Einwirkzeit ca. 0,5 – 2 Stunden.

2 l	000 779	1 Fl.	€ 21,30
			€ 18,90
ab 4 Fl.	je Fl.	€ 20,30	€ 17,90



M+W select SEPTOPRINT KONZENTRAT

Konzentrat für die Desinfektion von allen gängigen Abformmaterialien wie A-/C-Silikone, Hydrocolloide, Alginate, Polyether sowie Zahnersatz. Besonders ergiebig, mit 1 l Konzentrat können 50 l Desinfektionslösung angesetzt werden. Dabei wirkt Septoprint Konzentrat bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV) bei einer Einwirkzeit von 15 Minuten – 2%. Abformung vor dem Ausgießen mit klarem Wasser abspülen. Farbe grün, mit angenehmem Blumenduft.

Dosierflasche, 1 l	100 725	1 Fl.	€ 30,90
			€ 26,50

ab 26,50
-14%

VAH gelistet



M+W select SEPTOPRINT PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion aller zahnärztlichen Abformmaterialien. Sehr gute Materialverträglichkeit und sehr breites Wirkungsspektrum bei einer Einwirkzeit von nur 1 Minute, VAH-gelistet.

5 l	200 725	1 Kan.	€ 50,90
			€ 45,90
ab 2 Kan.	je Kan.	€ 49,50	€ 43,90

Dosierpumpe für 2l, 5l und 10l, per Hub 20 ml (Schlauch kann entsprechend zugeschnitten werden)

000 770	1 Stck.	€ 9,40
---------	---------	--------

ab 43,90
-14%

VAH gelistet



ab **40,90**

BIS ZU
-16%



M+W select FLÄCHENDESINFEKTION PLUS

Aldehydfreies Konzentrat zur Reinigung von großen Flächen und Inventar im medizinischen und nicht medizinischen Bereich. Angenehmer, leichter Geruch. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet. Nicht als Sprühdeseinfektion und nur gemäß auf dem Etikett angegebenen Konzentrationen verwenden!

5 l			
200 734	1 Kan.		€ 40,90
			€ 43,90
ab 2 Kan.	je Kan.		€ 46,90
			€ 40,90



ab **8,40**

BIS ZU
-20%

M+W select MUNDSPÜLBECKENREINIGER AF

Gebrauchsfertige Lösung zur gründlichen Reinigung und Desinfektion der Mundspülbecken in praktischer Spritzflasche. Entfernt Blut, Kalk, Rückstände von Plaquefärbemitteln sowie Abformmaterialien und sonstige Rückstände und deckt dabei ein umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien und Pilze ab.

750 ml			
100 732	1 Fl.		€ 10,50
			€ 9,50
ab 6 Fl.	je Fl.		€ 9,50
			€ 8,40

M+W select UNIVERSALSPRAY

Pflegespray für Turbinen-, Hand- und Winkelstücke.

500 ml			
037 712	1 Dose		€ 18,50
			€ 15,90
ab 6 Dosen	je Dose		€ 17,90
			€ 13,90

Universaladapter (1.): für Intramatic-Anschluss aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C			
100 704	1 Stck.		€ 7,60
			€ 6,80

Adapter Z (2):
Zusatzadapter für Winkelstückköpfe aus Kunststoff

100 705	1 Stck.		€ 3,50
			€ 3,10

Turbinenadapter (3):
für W&H-Turbinen, aus Metall,
autoklavierbar bis 134 °C

100 706	1 Stck.		€ 7,50
			€ 6,80

Turbinenadapter (4):
für KaVo-Turbinen (Multiflex-Anschluss)
aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C

100 707	1 Stck.		€ 7,50
			€ 6,80



ab **13,90**

BIS ZU
-25%

M+W select UNIVERSAL ARMHEBELSPENDER

Universeller Desinfektionsmittel- und Seifenspender für 500 ml und 1 l. Stabiler Armhebel für einfaches und sicheres Betätigen mittels Ellenbogen, abschließbare Verschlussplatte und auswechselbare Pumpe für noch mehr Sicherheit bei der täglichen Hygiene. Die Dosiermengen sind flexibel einstellbar.

Maße: H 31 x B 10 x T 9 cm
(Tiefe inkl. Armhebel 22 cm)
Im Lieferumfang ist eine Leerflasche enthalten.
Tropfschale ist optional erhältlich –
bei Wunsch bitte separat bestellen.

400 523	1 Stck.		€ 51,90
			€ 46,90

Tropfschale			
400 521	1 Stck.		€ 11,90

Ersatzpumpe NEU			
400 524	1 Stck.		€ 8,30



46,90

M+W select SCHUTZMANTEL

Flüssigkeitsabweisender Schutzkittel aus Vlies-Material. Mit Taillengürteln, Bändchen im Nacken und Strickbündchen, Länge: 120 cm. Farbe: blau.

unsteril, 10 Stck.			
400 553	1 Pckg.		€ 19,50
			€ 12,50

steril, 1 Stck.			
400 554	1 Stck.		€ 3,50
			€ 2,90

ab 10 Stck.	je Stck.		€ 2,95
			€ 1,99



ab **1,99**

BIS ZU
-43%

M+W select MUNDSPÜLBECHER

Farbintensiver und grifffstabiler Polypropylen-Mundspülbecher.
Für alle handelsüblichen, manuellen Spender geeignet.
Fassungsvermögen: ca. 180 ml, Ø oben: 70 mm, Höhe: 83 mm.

Farbe	1.000 Stck.	3.000 Stck.
weiß (1.)	700 560	700 540
dunkelblau (2.)	700 561	700 541
cedro (3.)	700 562	700 542
gelb (4.)	700 563	700 543
orange (5.)	700 564	700 544
lila (6.)	700 565	700 545
hellblau (7.)	700 566	700 546
weinrot (8.)	700 567	700 547
schwarz (9.)	700 568	700 548
6 Farben sortiert*	700 569	700 549
1 Karton	€ 29,90 € 25,90	€ 68,90 € 59,90
ab 2 Kartons einer Farbe/ Ausführung, je Karton	€ 28,90 € 23,50	€ 66,90 € 58,50

* orange, gelb, dunkelblau,
lila, cedro, hellblau

NEU JETZT IN PREMIUMQUALITÄT!

ab **23,50**
BIS ZU
-21%



M+W select CHIRURGISCHE ABSAUGKANÜLE

Sterile, einzeln verpackte chirurgische
Absaugkanüle mit einer Ansaugöffnung
von 2,5 mm. Inklusive Doppeladapter
von 11 auf 16 mm Ø.

20 Kanülen, 1 Doppeladapter
059 528 | 1 Pckg. | € 18,50
€ 16,50
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 16,90
€ 15,50



BIS ZU
-16% ab **15,50**

M+W select EINMALSPICHELZIEHER

Flexibler Einmalspichelzieher mit
abnehmbarer Kappe. Länge 12,5 cm.

Farbe	1.000 Stck.
blau	059 502
grün	059 503
pink	059 504
gelb	059 505
orange	059 509
1 Karton	€ 36,90 € 32,90
ab 2 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 34,90 € 30,90
ab 4 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 32,90 € 28,90



100 Stck.:
weiß
059 500 | 1 Pckg. | € 3,90
€ 3,50
glasklar
059 501 | 1 Pckg. | € 3,90
€ 3,50
ab 10 Pckgn.
sortiert | je Pckg. | € 3,70
€ 3,30
ab 20 Pckgn.
sortiert | je Pckg. | € 3,50
€ 3,10
ab 40 Pckgn.
sortiert | je Pckg. | € 3,30
€ 2,90



BIS ZU
-26% ab **2,90**





NITRIL HANDSCHUHE

Puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1,5, hergestellt gem. EN 455.

Größe	saphir 100 Stck.	violett 100 Stck.	cobalt 100 Stck.	magenta 100 Stck.
klein	600 507	400 531	600 526	-
mittel	600 508	400 532	600 527	-
groß	600 509	400 533	600 528	600 553
1 Pckg.	€ 8,95	€ 8,95	€ 8,95	€ 8,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 7,95	€ 7,95	€ 7,95	€ 7,95

ab **7,95**



PREMIUM NITRIL HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Die Herstellung dieser Premium Handschuhe erfolgt mit vielen manuellen Arbeitsschritten. Dies gewährt zusätzlich eine höhere Qualität als bei Handschuhen aus rein maschineller Fertigung. Doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1,5, hergestellt gem. EN 455.

Größe	weiß 100 Stck.
extraklein	200 524
klein	200 525
mittel	200 526
groß	200 527
1 Pckg.	€ 10,50
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 9,70



ab **9,70**



COLORGLOVE

Puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauter Oberfläche und Rollrand in vielen frischen Farben. Sehr gutes Tastgefühl und hohe Elastizität. AQL 1,5, EN 455.

Größe	cobaltblau 100 Stck.	fuchsia 100 Stck.
extraklein	500 560	500 571
klein	500 561	500 572
mittel	500 562	500 573
groß	500 563	-
1 Pckg.	€ 9,95	€ 9,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,95	€ 8,95



ab **8,95**



PREMIUM LATEX HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. AQL 1,5, EN 455. Farbe: weiß.

Größe	100 Stck.
extraklein	100 516
klein	100 517
mittel	100 518
groß	100 519
extragroß	100 520
1 Pckg.	€ 10,50
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 9,70



ab **9,70**



LATEX-HANDSCHUHE LEICHT GEPUDERT

Unsteriler, leicht gepudertes Latex-Handschuh, AQL 1,5. Hoher Tragekomfort, besonders dünn, aber reißfest.

Größe	100 Stck.
klein	300 581
mittel	300 582
groß	300 583
1 Pckg.	€ 7,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 6,95



ab **6,95**



PREMIUM VINYL HANDSCHUHE

Unsteriler, puderfreier Vinyl-Handschuh, AQL 1,5, frei von allergenen Proteinen, gute Passform.

Größe	100 Stck.
6-7, klein	000 535
7-8, mittel	000 536
8-9, groß	000 537
1 Pckg.	€ 5,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 4,95



ab **4,95**



M+W select PLASTIJECT

Patientenumhang aus Polyethylenfolie, auf Rolle, 53 x 75,3 cm.

Farbe	200 Stck.
weiß	048 505
blau	048 507
grün	048 509
1 Pckg.	€ 19,50
	€ 17,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,95
	€ 16,95
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,50
	€ 15,90

BIS ZU **-18%** ab **15,90**



M+W select PROFESSIONAL TOWELS

Farbe	10 x 50 Stck.
weiß	085 500
dunkelblau	085 502
orange	085 503
grün	085 504
lila	085 505
rosa	085 506
gelb	085 507
1 Karton	€ 25,90
	€ 23,50
ab 3 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 24,90
	€ 22,50

Patientenservietten bestehend aus einer Schicht Polyethylenfolie und spezieller Zellulose. Für eine hygienische und einfachere Aufbewahrung zu je 50 Stück in einer Folie verpackt, 45 x 33 cm.

ab **22,50**

BIS ZU **-13%**



M+W select PLASTIJECT PLUS

Patientenumhang aus dünner PE-Folie mit saugstarker Zellstoffauflage, perforiert, auf Rolle, mit Bändern zum Binden, 53 x 61 cm.



BIS ZU **-18%** ab **13,95**

Farbe	80 Stck.
weiß	075 555
grün	075 560
blau	075 556
gelb	075 561
orange	075 562
lila	075 563
rosa	075 564
1 Pckg.	€ 16,95
	€ 14,95
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 16,50
	€ 13,95

M+W select KOPFSCHUTZTASCHEN

Kopfstützenschoner aus einer Lage Papier und einer Lage PE-Folie für einen hygienischen und sicheren Schutz der Behandlungseinheit. Universelle Größe, 25 x 33 cm, somit passend für alle gängigen Behandlungseinheiten.

Farbe	500 Stck.
weiß	700 555
hellblau	700 556
lila	700 557
cedro	700 558
capri dunkelblau	700 559
1 Pckg.	€ 42,90
	€ 38,50

38,50

-10%



M+W select NORMTRAY-EINLAGEN / SCHWEBETISCHAUFLAGEN

Farbe	NORMTRAY-EINLAGEN	SCHWEBETISCH-AUFLAGEN
	18 x 28 cm, 250 Stck.	28 x 36 cm, 250 Stck.
weiß	098 530	500 535
gelb	098 512	500 540
orange	098 552	500 537
rosa	198 534	500 536
fuchsia	-	500 544
lila	198 533	500 538
hellgrün	300 585	500 541
grün	098 507	500 539
hellblau	098 508	500 543
dunkelblau	300 586	500 542
1 Pckg.	€ 6,40	€ 12,90
	€ 5,70	€ 10,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	-	€ 12,60
	-	€ 9,90
ab 10 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 6,20	-
	€ 5,20	-
ab 20 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 5,95	-
	€ 4,90	-

ab **4,90**

BIS ZU **-23%**



M+W select SOFT TOWELS

2-lagiger Patientenschutz aus einer extra weichen, hochsaugfähigen Papierlage + einer feuchtigkeitsundurchlässigen Lage PE-Folie (Safe Back), 37 x 33 cm.

Farbe	500 Stck.
weiß	085 520
med. blau	085 524
hellblau	085 523
1 Karton	€ 24,90
	€ 21,90
ab 3 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 23,90
	€ 19,90

ab **19,90**

BIS ZU **-20%**



M+W select COLORMASK

Farbe	mit Gummizug, 50 Stck.	zum Binden, 50 Stck.
weiß	700 520	700 530
blau	700 521	700 531
fuchsia	700 522	700 532
lila	700 523	700 533
grün	700 524	700 534
freshgreen	700 525	700 535
je Pckg.	€ 8,95	€ 8,95
ab 10 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 8,45	€ 8,45
ab 20 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 7,95	€ 7,95

- 3-lagiger Mundschutz
- > 99% Filterleistung
- Latex- und glasfaserfrei
- Gummibänder mit Watte umhüllt
- Extralanger Nasenbügel aus Metall

ab **7,95**



M+W select WATTEROLLEN MIT ZELLSTOFF

Hochsaugfähige, fusselfreie Watterollen aus Baumwolle mit Viskosefasern. Durch die zusätzlichen Viskosefasern sind die Watterollen sehr formstabil. Die weiche Oberfläche aus reiner Baumwolle sorgt für erhöhten Patientenkomfort. Länge 38 mm, hygienisch im Polybeutel verpackt.

Größe / Ø	300 g
1 / 0,8 cm	500 530
2 / 1,0 cm	500 531
3 / 1,2 cm	500 532
4 / 1,4 cm	500 533
1 Pckg.	€ 6,50 € 5,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 6,20 € 5,75
ab 20 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 5,90 € 5,50




ab **5,50** **BIS ZU -15%**

M+W select MULLTUPFER

Neue Mulltupfer aus 100% Baumwolle zur Wundversorgung, schnell saugend, fädchenfrei. Steril verpackt in umweltfreundlicher, stabiler Kartonage.

Erbse, 500 Stck.	400 574	1 Pckg. € 18,90 € 16,90	Pflaume, 300 Stck.	400 577	1 Pckg. € 28,90 € 25,90
Haselnuss, 500 Stck.	400 575	1 Pckg. € 21,50 € 18,90	Hühnerrei, 150 Stck.	400 578	1 Pckg. € 28,50 € 25,50
Walnuss, 500 Stck.	400 576	1 Pckg. € 28,50 € 25,50			

BIS ZU -12% ab **16,90**



ab **7,50**

BIS ZU -15%

M+W select WATTEKÜGELCHEN

Hergestellt aus 100% Baumwolle, chlorfrei gebleicht, unsteril. Hygienische Aufbewahrung in stabiler Kunststoffdose mit Entnahmestern.

Größe 1, 3 mm, 2,5 g	400 570	1 Pckg. € 9,70 € 8,25	Größe 3, 5,5 mm, 4 g	400 572	1 Pckg. € 8,65 € 7,50
Größe 2, 4 mm, 4 g	400 571	1 Pckg. € 11,30 € 9,75	Größe 4, 7 mm, 10 g	400 573	1 Pckg. € 9,30 € 7,90

69,90 **-16%**



M+W select **EDELSTAHL ASPIRATIONSSPRITZE**

100 699 | 1 Stck. | € 83,50
€ 69,90

M+W select **EINMALINJEKTIONSKANÜLEN**

Für ZylAmp-Spritzen. Ein spezieller Facettenschliff sorgt für eine schmerzarme Punktion. Steril.

Größe/Farbe	100 Stck.
G 25 long = 0,5 x 42 mm, rot	200 580
G 27 long = 0,4 x 42 mm, gelb	200 582
G 27 short = 0,4 x 25 mm, gelb	200 583
Für die intraligamentale Anästhesie:	
G 30 short = 0,3 x 25 mm, grün	200 584
G 30 x-short = 0,3 x 13 mm, grün	200 585
je Pckg.	€ 9,30
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,30
	€ 7,75

BIS ZU -17%

ab 7,75

M+W select **INJEKTIONSSPRITZE INTRA** **NEU**

Injektionspritze aus rostfreiem Stahl für die intraligamentäre Anästhesie, verwendbar mit 1,8 ml Zylinderampullen. Spritze mit abgewinkeltem Vorderteil.

Injektionspritze Intra mit Berstschutz
300 670 | 1 Stck. | € 97,00
€ 79,00

Berstschutz
300 671 | 1 Stck. | € 5,40



-19% **79,-**

M+W select **NADELHALTER MATHIEU**

14 cm, 1a-Qualität
081 660 | 1 Stck. | € 71,90
€ 61,10

17 cm, 1a-Qualität
081 661 | 1 Stck. | € 75,90
€ 64,50



-15%

ab 61,10

M+W select **INJEKTIONSSPRITZE INTRA GUN** **NEU**

Zylinderampullenspritze für die intraligamentäre Anästhesie. Verwendbar mit 1,8 ml Zylinderampullen.

Injektionspritze Intra Gun mit Berstschutz
300 672 | 1 Stck. | € 99,00
€ 81,00

Berstschutz
300 673 | 1 Stck. | € 5,40



81,- **-18%**

M+W select **HALSTED-MOSQUITO KLEMME**

Arterienklemme, rostfrei.

13 cm gerade 500 665 1 Stck. € 9,50 € 7,90	13 cm gebogen 500 666 1 Stck. € 9,50 € 7,90
--	---



7,90 **-17%**



NAHTMATERIAL POLYESTER **NEU**

Geflochtenes Nahtmaterial aus Polyester, Silikon beschichtet, nicht resorbierbar.

12 einzeln steril verpackte Nadel-Faden-Kombinationen:

DS-16, USP 4/0, grün, 3/8 Kreis,
schneidend, 75 cm
500 625 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

HRT-18, USP 4/0 grün, 1/2 Kreis,
Rundkörper, 75 cm
500 626 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

HS-17, USP 4/0, grün, 1/2 Kreis,
schneidend, 75 cm
500 627 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

HR-17, USP 4/0, 1/2 Kreis,
Rundkörper, 75 cm
500 628 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

HRT-17, USP 4/0, 1/2 Kreis,
Rundkörper, 75 cm
500 629 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95



-13%
18,95



ZAHNFLEISCHSCHEREN IRIS

Rostfrei.

gerade, 11,5 cm
500 662 | 1 Stck. | € 8,90
€ 7,20

gebogen, 11,5 cm
500 663 | 1 Stck. | € 8,90
€ 7,20



7,20 **-19%**



NAHTMATERIAL NYLON **NEU**

Monofilas Nahtmaterial aus Nylon, nicht resorbierbar.

12 einzeln steril verpackte Nadel-Faden-Kombinationen:

DS-16, USP 5/0, schwarz, 3/8 Kreis,
schneidend, 75 cm
500 620 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

DS-19, USP 4/0, blau, 3/8 Kreis,
schneidend, 45 cm
500 621 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

HS-15, USP 4/0, blau, 1/2 Kreis,
schneidend, 45 cm
500 622 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

DS-16, USP 5/0, schwarz, 3/8 Kreis,
schneidend, 45 cm
500 623 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95



18,95
-13%



ZAHNFLEISCH-SCHERE

Zahnfleisch-Schere nach Goldmann-Fox,
13 cm, gebogen.

300 669 | 1 Stck. | € 14,90
€ 11,90



11,90 **-20%**



NAHTMATERIAL SEIDE **NEU**

Geflochtenes Nahtmaterial aus Seide, gewachst, nicht resorbierbar.

12 einzeln steril verpackte Nadel-Faden-Kombinationen:

HR-17, USP 3/0, schwarz,
1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm
500 630 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

HS-17, USP 3/0, schwarz,
1/2 Kreis, schneidend, 75 cm
500 631 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

DS-19, USP 4/0 schwarz,
3/8 Kreis, schneidend, 75 cm
500 632 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

HS-17, USP 4/0, schwarz,
1/2 Kreis, schneidend, 75 cm
500 633 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

DS-16, USP 5/0, schwarz,
3/8 Kreis, schneidend, 75 cm
500 634 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

DS-16, USP 4/0 schwarz,
3/8 Kreis, schneidend, 75 cm
500 635 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

DS-19, USP 3/0, 3/8 Kreis,
schneidend, 75 cm
500 636 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

GR-22, USP 4/0, Gerade,
Rundkörper, 50 cm
500 637 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

HR-15, USP 4/0, 1/2 Kreis,
Rundkörper, 75 cm
500 638 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

HR-20, USP 3/0, 1/2 Kreis,
Rundkörper, 75 cm
500 639 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

HR-25, USP 2/0, 1/2 Kreis,
Rundkörper, 75 cm
500 670 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95



HRT-18, USP 3/0, 1/2 Kreis,
Rundkörper, 75 cm
500 671 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

HS-23, USP 2/0, 1/2 Kreis,
schneidend, 75 cm
500 674 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

HS-23, USP 3/0, 1/2 Kreis,
schneidend, 75 cm
500 675 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

HS-23, USP 4/0, 1/2 Kreis,
schneidend, 75 cm
500 676 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,95

-13%
18,95



SKALPELLGRIFF Nr. 3

Edelstahl.

200 669 | 1 Stck. | € 6,90
€ 5,60



-19% **5,60**



SKALPELLGRIFF

Die besondere Griffoberfläche bietet sicheren Halt
und lässt sich optimal reinigen.

140 625 | 1 Stck. | € 40,50
€ 35,90



-11% **35,90**

M+W select PINZETTEN

Aus rostfreiem Edelstahl mit geriefelter Spitze, 1a-Qualität.

Pinzette London College:

15 cm, matt
098 636 | 1 Stck. | € 7,60
€ 6,95

15 cm, hochglanzpoliert
098 646 | 1 Stck. | € 7,60
€ 6,95

Pinzette Meriam:

13 cm, matt
098 628 | 1 Stck. | € 7,60
€ 6,95

Pinzette Perry:
13 cm, matt
098 629 | 1 Stck. | € 7,60
€ 6,95

ab 10 Stck. einer Ausführung | je Stck. | € 7,30
€ 6,10

ab 20 Stck. einer Ausführung | je Stck. | € 6,95
€ 5,90



London College, matt

Meriam, matt

Perry, matt




ab 5,90 **BIS ZU -22%**

M+W select MUNDSPIEGELGRIFF COLOR

schwarz	181 610
blau	181 611
grün	181 612
rot	181 613
weiß	181 614
mint	181 615
rosa	181 616
flieder	181 617
1 Stck.	€ 4,90 € 4,50
ab 10 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 4,50 € 3,90

Der ergonomische und leichte Griff (7 g) aus farbbeständigem Kunststoff liegt gut in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Sterilisierbar bis 134 °C.



ab 3,90 **BIS ZU -20%**

M+W select MUNDSPIEGEL

Rostfrei.

Größe / Ø	hohl, 12 Stck.	plan, 12 Stck.
4 / 2,0 cm	084 601	084 604
5 / 2,3 cm	084 602	084 605
1 Pckg.	€ 15,50 € 13,90	€ 11,95 € 9,90



ab 9,90 **BIS ZU -17%**

M+W select MUNDSPIEGEL RHODIUM FRONT

Rostfrei, Rhodium Front, geeignet für die Thermodesinfektion.

Größe	plan, 12 Stck.
4	084 610
5	084 611
1 Pckg.	€ 21,90 € 18,90



ab 18,90 **-14%**

M+W select KOMBIFOLIE

Papier/Folie nach DIN 58 953/7 und EN 868, mit Indikator, nur für Autoklav und Chemiklav. Für Heißsiegel- und Durchlaufsiegelgeräte.

Rolle, 5 cm breit, 100 m	000 752 1 Pckg. € 12,90 € 9,75
ab 5 Pckgn. je Pckg. € 11,90 € 8,95	
Rolle, 7,5 cm breit, 100 m	000 753 1 Pckg. € 16,30 € 11,90
ab 5 Pckgn. je Pckg. € 15,30 € 10,90	
Rolle, 10 cm breit, 100 m	000 754 1 Pckg. € 20,50 € 15,40
ab 5 Pckgn. je Pckg. € 19,50 € 13,90	

Rolle, 5 cm breit, 200 m	000 722 1 Pckg. € 20,50 € 15,40
Rolle, 7,5 cm breit, 200 m	000 723 1 Pckg. € 26,90 € 19,45
Rolle, 10 cm breit, 200 m	000 724 1 Pckg. € 35,50 € 27,90
Rolle, 20 cm breit mit Seitenfalte 5 cm, 100 m lang, zum Einschweißen von Norm-Trays oder Kassetten	000 725 1 Pckg. € 55,90 € 42,90



BIS ZU -33% ab 8,95

M+W select PROPHY TOP

Weiterentwicklung des bewährten M+W Prophylaxepulvers für eine noch bessere und effektivere Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Nur für die supragingivale Anwendung, auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße 43 µm.

Geschmack	300 g
Zitrone	100 887
Minze	100 888
1 Fl.	€ 20,90 € 18,50
ab 4 Flaschen einer Ausführung, je Fl.	€ 19,90 € 17,50



BIS ZU
-16%
ab **17,50**

M+W select PROPHYLAXEPASTE

Reinigungs- und Polierpaste für die professionelle Zahnreinigung mit Fluorid und angenehmem Minzgeschmack. Dank optimaler thixotroper Eigenschaften lässt sie sich perfekt applizieren und spritzt nicht.

Es stehen 4 Körnungen zur Auswahl:
RDA 250: bei starken Belägen und Rauigkeiten
RDA 170: bei mittleren Verfärbungen und Belägen
RDA 120: bei geringen Belägen und Verfärbungen
RDA 40: extra fein für die Endpolitur

Körnung	60 ml/100 g
RDA 250 blau	200 860
RDA 170 grün	200 861
RDA 120 rosa	200 862
RDA 40 gelb	200 863
1 Tube	€ 10,90 € 9,10
ab 3 Tuben einer Ausführung, je Tube	€ 9,90 € 8,80



ab **8,80**
BIS ZU
-19%



ab **7,90**
BIS ZU
-21%

M+W select MINIATUR ZAHNREINIGUNGS-BÜRSTEN

Nicht sterilisierbar, nicht thermodesinfizierbar, für Winkelstück. Einfache Unterscheidung durch unterschiedliche Farben.

Farbe	12 Stck.	100 Stck.
Borste natur	000 854	000 857
	10 Stck.	100 Stck.
Nylon pink, soft	200 875	200 879
Nylon blau, mittel	200 876	200 880
Nylon weiß, hart	200 877	200 881
Nylon weiß, soft	200 878	200 882
1 Pckg.	€ 9,90 € 7,90	€ 62,90 € 49,90



ab **2,90**
BIS ZU
-28%

M+W select PROPHY-POLIERER

Latexfreie Polierer mit Lamellen für eine gründliche Reinigung und Politur.

Snap-on Mandrell für Winkelstück, 10 Stck.
200 833 | 1 Pckg. | € 11,65 € 9,90

Farbe	Montiert für Winkelstück		Zum Aufstülpen (Snap-on) auf Mandrell
	10 Stck.	100 Stck.	10 Stck.
blau, soft	200 885	200 888	200 891
lila, mittel	200 886	200 889	200 892
gelb, hart	200 887	200 890	200 893
1 Pckg.	€ 4,80 € 3,45	€ 38,90 € 28,00	€ 3,40 € 2,90

M+W select FISSURENVERSIEGLER

Lichthärtendes, weißes Composite für die Fissurenversiegelung mit kontinuierlicher Freisetzung von Fluorid.

2 x 2 ml Spritzen,
6 Applikationskanülen
200 135 | 1 Pckg. | € 22,90
€ 18,75



18,75
-18%

M+W select ZAHNBÜRSTEN



KOMFORT ZAHNBÜRSTE
Mit ergonomischem, rutschfestem Gummigriff und flexiblem Hals. Weiche Außen-Stimulatoren massieren sanft das Zahnfleisch.

200 847 | 1 Stck. | € 1,19
€ 0,99

ab 12 Stck. | je Stck. | € 1,09
€ 0,89

ab 24 Stck. | je Stck. | € 0,99
€ 0,79



KINDERZAHNBÜRSTE
Kinderzahnbürste mit kindgerechtem Griff für einen sicheren Halt. Weiche Borsten für eine schonende und gründliche Reinigung. (Wechselnde Motive, keine Auswahl möglich)

grün
200 845 | 1 Stck. | € 0,49
€ 0,39

pink
200 846 | 1 Stck. | € 0,49
€ 0,39

ab 10 Stck. einer Farbe | je Stck. | € 0,45
€ 0,35



ZAHNBÜRSTE
Zahnbürste mit integriertem Zungenreiniger auf der Kopfrückseite. Das schräg stehende Borstenfeld sorgt für eine gründliche Reinigung auch in schwer zugänglichen Bereichen. Der gepolsterte und ergonomisch geformte Griff gewährleistet einen sicheren Halt.

Farbe

grün	059 810
blau	059 811
pink	059 812
gelb	059 813

1 Stck. | € 1,09
€ 0,89

ab 12 Stck. einer Farbe, je Stck. | € 0,99
€ 0,79

ab 24 Stck. einer Farbe, je Stck. | € 0,89
€ 0,69

ab 0,35

BIS ZU
-37%

M+W select EINMALZAHNBÜRSTEN ULTRAFRESH

3-reihige Einmalzahnbürste mit Zahnpasta imprägniert, schlanker ovaler Bürstenkopf. Einzeln verpackt.

Farbe	100 Stck.
dunkelblau	400 820
grün	400 821
Mix*	400 825

1 Pckg. | € 14,50
€ 12,90

ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. | € 13,95
€ 11,90

ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. | € 13,50
€ 10,90



ab 10,90

BIS ZU
-25%

M+W select ORTHOFLOSS MINT

Zahnseite mit flauschigem Mittelteil speziell für die Reinigung von großen Zahnzwischenräumen, Zahnspangen, Implantaten und unter Brückenteilen. Die gewachsenen, feinen Anfang- und Endstücke können zur herkömmlichen Zahnzwischenraumreinigung verwendet werden. Sehr dezenter Minzgeschmack, fasert nicht aus.

Dispenser mit 50 Einheiten

000 872 | 1 Rolle | € 2,10
€ 1,85

ab 10 Rollen | je Rolle | € 1,99
€ 1,75



ab 1,75

BIS ZU
-17%

M+W select EINBÜSCHELBÜRSTE

Mit spitz zulaufenden Borsten für die optimale Pflege von schwer erreichbaren Stellen, zur Pflege des Zahnfleischrandes, für sehr große Zahnzwischenräume, bei Zahnfehlstellungen, für Zahnersatz und Brackets.

200 849 | 1 Stck. | € 1,20
€ 0,95

ab 12 Stck. | je Stck. | € 1,09
€ 0,85



ab 0,85

BIS ZU
-29%

M+W select INTERDENTAL-BÜRSTEN COMFORT

Zur Reinigung der Zahnzwischenräume. Mit ergonomischem Griff für eine bessere Handhabung. Die zylindrischen Nylonbürsten sind an einem feinen und starren Metalldraht befestigt, der zum Schutz der Zahnoberflächen oder Implantaten mit einem Plastikmantel überzogen ist. Eine Kappe schützt die Nylonborsten und macht die Interdentalbürste zum idealen Begleiter auch außer Haus. Bei Bedarf kann die Kappe auf den Griff gesteckt werden und dient dann zur Verlängerung der Interdentalbürste.

Praxis-Kit:
180 Bürsten, je Größe
20 Bürsten mit Schutzkappe
(außer bei lila und grau)
000 879 | € 83,50
€ 69,90

ab 3,20

BIS ZU
-24%

	000 889	000 881	000 882	000 883	000 884	000 885	000 886	000 887	000 888
Pckg. mit 8 Bürsten	weiß	pink	orange	rot	blau	gelb	grün	lila	grau
Farbe	superfein-soft	xxxx-fein	xxx-fein	xx-fein	x-fein	fein	mittel	groß	x-groß
Größe	1,6 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	9,0 mm
Ø Bürste	10,0 mm	10,5 mm	11,0 mm	11,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	16,0 mm	19,0 mm
Größe Interdentalraum	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,8 mm	2,5 mm
Ø Draht	0,40 mm	0,42 mm	0,44 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,57 mm	0,57 mm	0,77 mm	1,06 mm
Größe nach ISO 16409	0	1	1	2	2	3	4	5	6
mit Schutzkappen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
je Pckg.	€ 4,20 € 3,50								
ab 10 Pckgn. einer Stärke, je Pckg.	€ 3,60 € 3,20								

ab **7,30**

BIS ZU
-15%



M+W select **HEXAGUM 0,12%**

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,12% Chlorhexidylgluconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Ideal als Präventivmaßnahme vor jeder zahnärztlichen Behandlung einsetzbar. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.

Flasche, 500 ml	PET-Flasche, 5 l (ohne Pumpe)
100 880 1 Fl. € 8,60	100 881 1 Kan. € 25,90
	€ 7,60
	€ 19,90
ab 5 Fl. je Fl. € 8,30	Dosierpumpe für 5 l PET-Flasche
€ 7,30	100 884 1 Stck. € 6,70

ab **2,50**

BIS ZU
-24%



M+W select **HEXAGUM FORTE 0,2%**

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,2% Chlorhexidylgluconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.

Flasche 100 ml	Flasche 500 ml, mit Dosierpumpe
100 882 1 Fl. € 3,30	100 883 1 Fl. € 10,50
	€ 2,95
ab 20 Fl. je Fl. € 2,95	ab 5 Fl. je Fl. € 9,90
€ 2,50	€ 7,90

M+W select **SOFT STICKS**

Für eine einfache und effiziente Entfernung von Plaque in den Zahnzwischenräumen. Die elastischen Silikonborsten gleiten sanft in den Interdentalraum und massieren zugleich das Zahnfleisch. Einfache Anwendung auch bei KFO Apparaturen. Umweltfreundliche Verpackung.

32 Stcks.
200 848 | 1 Pckg. | € 2,49
€ 1,99

1,99

-20%



M+W select **ZAHNSPANGENBOX**

Stoßsichere Plastikbox. Maße: B 7,8 x L 7,3 x H 3 cm.

Farbe	Ortho Box
weiß	998 015
pink	998 016
blau	998 017
grün	998 018
neongelb-grün	998 019
1 Stck.	€ 1,10
	€ 0,90
ab 10 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 1,00
	€ 0,80
ab 20 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 0,90
	€ 0,70



ab **0,70**

-36%

M+W select **ZUNGENREINIGER**

Die Kombination mit den 2-reihigen Borsten und den 3 weichen Schaber ermöglicht eine sanfte und gründliche Reinigung der Zungenoberfläche. Der rutschfeste Griff sorgt für eine gute Handhabung.

200 825 1 Stck. € 1,60
€ 1,25
ab 10 Stck. je Stck. € 1,45
€ 1,15
ab 30 Stck. je Stck. € 1,10
€ 0,95



ab **0,95**

BIS ZU
-41%

M+W select **PROTHESENBÜRSTE**

Prothesenbürste mit 2 Bürstenköpfen. Das große plane Borstenfeld ist für die gründliche Reinigung der Außenbögen. Das kleine spitz zulaufende Borstenfeld für die schwer zugänglichen Stellen innerhalb der Innenbögen.

200 820 1 Stck. € 1,90
€ 1,60
ab 10 Stck. je Stck. € 1,60
€ 1,45



ab **1,45**

BIS ZU
-24%

M+W select FG-DIAMANTEN BOX

M+W FG-Diamanten überzeugen durch ihre extrem hohe Bruchfestigkeit, effiziente Schneidleistung und lange Standzeiten. Durch das spezielle Triton™ Beschichtungsverfahren wird eine überragende, dauerhafte Diamantenbindung erzeugt, die eine scharfe und glatte Schneidfähigkeit verstärkt. Die unlösliche ISO-Farbmarkierung verhindert Verwechslungsmöglichkeiten. Computergesteuerte Fertigungsverfahren und 100%ige Qualitätskontrollen nach neuesten Richtlinien machen die M+W FG-Diamanten zu einem absolut sicheren und hochwertigen Instrument für den täglichen Einsatz. Die Instrumente sind in einer farbigen Box verpackt – entsprechend der jeweiligen ISO-Farbmarkierung. Die stabile Box sorgt für eine hygienische, sichere Aufbewahrung.

BIS ZU **-43%**

ab **7,90**

Internationale Farbcodierung

schwarzer Ring	x-grob	151-181 µm	XC	Grobes Vorschleifen
grüner Ring	grob	150 µm	C	Vorschleifen
blauer Ring	mittel	107-125 µm	M	Universelles Schleifen
roter Ring	fein	64 µm	F	Glätten
gelber Ring	extrafein	30-38 µm	SF	Vorfinieren
weißer Ring	ultrafein	20 µm	UF	Endfinieren und Glätten

Packung mit 5 Stck.	Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3
1 Pckg.	€ 10,90 € 7,90	€ 13,20 € 8,90	€ 17,50 € 9,90

Maximale Drehzahlen

ISO-Gr. 1/10 mm	Maximal UpM
007-010	450.000
012-014	450.000
016-018	450.000
021-023	300.000
025-027	160.000
029-031	140.000
033-040	120.000

FG-Schaft, 5 Stück

Kavitätenkugel



Figur Größe	801 009	801 010	801 012	801 014	801 016	801 018	801 021	801 023	802 014	802 017
x-grob	-	-	-	400 843	-	-	-	-	-	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
grob	-	-	-	300 821	-	-	-	-	-	-
mittel	300 818	300 819	300 820	300 822	300 823	300 824	300 825	-	300 827	300 828
extrafein	-	-	-	-	-	-	-	300 826	-	-
ultrafein	-	-	-	-	-	-	-	400 848	-	-
Preisgruppe	1	1	1	1	2	2	3	3	1	2

FG-Schaft, 5 Stück

Kegel umgekehrt, kurz



Figur Größe	805 009	805 010	805 012	805 014	806 012	806 014
mittel	300 829	300 832	300 830	300 831	300 834	300 833
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1

FG-Schaft, 5 Stück

Kegel umgekehrt, lang



Figur Größe	807 013	807 015
mittel	300 835	300 836
Preisgruppe	1	2

FG-Schaft, 5 Stück

Diabolo



Figur Größe	813 012	813 014	813 016
grob	-	-	-
mittel	300 837	300 838	300 839
Preisgruppe	1	1	2

FG-Schaft, 5 Stück

Birne



Figur Größe	830R 009	830R 012	830R 016	830L 012	830L 014	830L 016
grob	-	300 841	-	300 844	300 846	-
mittel	300 840	300 843	300 842	300 845	300 847	300 848
Preisgruppe	1	1	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stück

Zylinder kurz



Figur Größe	835 008	835 010	835 012	835 014	835KR 010	835KR 012
x-grob	-	400 844	-	-	-	-
Preisgruppe	-	3	-	-	-	-
grob	-	300 850	-	-	-	-
mittel	300 849	300 851	300 852	300 853	300 854	300 855
fein	-	-	-	-	-	-
extrafein	-	-	-	-	-	-
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1

FG-Schaft, 5 Stück

Zylinder




Figur Größe	836 010	836 012	837 010	837 012	837 014
x-grob	-	-	-	400 841	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-
grob	-	-	-	300 860	-
mittel	300 856	300 857	300 858	300 861	300 863
fein	-	-	-	-	300 862
extrafein	-	-	-	300 859	-
Preisgruppe	2	2	2	2	2



FG-Schaft, 5 Stück

Zylinder rund

Zylinder spitz



Figur	881	881	885	885
Größe	010	012	010	012
x-grob	-	-	-	400 845
Preisgruppe	-	-	-	3
grob	-	-	-	300 896
mittel	300 892	300 893	300 894	300 897
fein	-	-	-	300 895
extrafein	-	-	-	-
Preisgruppe	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stück

Torpedo



Figur	878	879	879	879	879
Größe	012	010	012	014	016
x-grob	-	-	-	400 840	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-
grob	-	-	300 886	300 889	-
mittel	300 883	300 884	300 887	300 890	300 891
fein	-	-	300 885	300 888	-
extrafein	-	-	-	-	-
Preisgruppe	2	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stück

Konus flach

Konus rund



Figur	848	848	850	850
Größe	014	016	012	014
mittel	300 864	300 865	300 866	300 867
Preisgruppe	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stück

Separiierer




Figur	859	859	859	859	859
Größe	010	012	014	016	018
mittel	300 868	300 870	300 871	300 873	-
extrafein	300 869	-	300 872	-	300 874
Preisgruppe	2	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stück

Knospe

Eiform



Figur	368	368	368	379
Größe	016	018	023	023
mittel	300 811	300 813	300 815	-
fein	300 810	-	300 814	-
extrafein	300 812	-	300 816	300 817
Preisgruppe	2	2	3	3
ultrafein	400 850	-	400 846	-
Preisgruppe	3	-	3	-

FG-Schaft, 5 Stück

Flamme



Figur	862	863	863
Größe	012	012	014
x-grob	-	-	400 842
Preisgruppe	-	-	3
grob	-	-	300 880
mittel	-	300 877	300 881
fein	-	300 876	300 879
extrafein	300 875	300 878	300 882
Preisgruppe	2	2	2
ultrafein	400 849	-	400 847
Preisgruppe	3	-	3

FG-Schaft, 5 Stück

Rad



Figur	909
Größe	036
mittel	300 898
Preisgruppe	3

M+W select BOHRERSTÄNDER NEU

Bohrerstände aus Kunststoff zur Aufbewahrung von FG-Instrumenten oder WST-Instrumenten, mit Deckel zum Schutz vor Verschmutzung. Unterteil autoklavierbar bis 135°C.

für 24 FG-Instrumente
200 821 | 1 Stck. | € 6,90
€ 5,50

für 24 WST-Instrumente
200 822 | 1 Stck. | € 6,90
€ 5,50

für 48 FG/WST-Instrumente
200 823 | 1 Stck. | € 6,90
€ 5,50



für 24 FG-Instrumente



für 24 WST-Instrumente



für 48 FG/WST-Instrumente

5,50

-20%

M+W select ENDO-SPÜLKANÜLEN

Spülkanülen für Luer- bzw. Luer-Lock-Spritzen, stumpf, biegsam, Packung mit 100 Stck., steril.

- 23 mm, Ø 0,3 mm, gelb
059 506 | 1 Pckg. | € 12,20
 € 10,20
 ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 11,70
 € 9,70
- 23 mm, Ø 0,4 mm, grau
059 507 | 1 Pckg. | € 10,20
 € 8,40
 ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 9,60
 € 7,90
- 38 mm, Ø 0,5 mm, orange
059 508 | 1 Pckg. | € 8,40
 € 7,40
 ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 7,90
 € 6,90



BIS ZU
-23%
 ab **6,90**

M+W select PIN-PINZETTE

Mit geriefter Hohlkehle zum besseren Greifen von Pins, Papier- und Guttaperchaspitzen.

- 000 616** | 1 Stck. | € 21,90
 € 17,90

-18% **17,90**



M+W select PERMAROOT

Wurzelfüllmaterial auf Basis Epoxid-Amin Chemie. Durch die vernetzten Strukturen ist das Material extrem belastbar und verschleißt dicht und dauerhaft. Dabei ist es röntgensichtbar, dimensionsstabil und frei von Iodoform und Paraformaldehyd. Durch die mikrobizide Wirkung schützt M+W Permaroot vor einer Reinfektion. Einfaches Anmischen und Applizieren dank Doppelkammerspritze.

- 5 ml Doppelkammerspritze
100 300 | 1 Stck. | € 29,90
 € 25,90
- Mischkanülen, 25 Stck.
100 301 | 1 Pckg. | € 15,80
- Endo-Tips, 25 Stck.
100 302 | 1 Pckg. | € 6,50



-13% **25,90**

M+W select CALCIUMHYDROXIDPASTE

Auf wässriger Basis mit einem Calciumhydroxidgehalt von 45%. Eignet sich für die direkte und indirekte Pulpenüberkappung sowie für provisorische Wurzelkanalfüllung, geeignet für Unterfüllungen unter allen Füllungsmaterialien. Dank des hohen pH-Wert von über 12 wirkt es antibakteriell. Röntgenopak, biokompatibel und schonend für die Pulpa.

- Spritze 2 ml, 6 Kanülen
200 140 | 1 Pckg. | € 11,90
 € 10,70



-10% **10,70**

M+W select SCHAUMSTOFFEINSÄTZE

Höhe 1 cm, Ø 5 cm, passend für Clean Stand, 25 Stck.

- 198 634** | 1 Pckg. | € 7,20
 € 6,10

Höhe 1 cm, Ø 6,5 cm, passend für Twin-Bloc, 25 Stck.

- 198 628** | 1 Pckg. | € 7,20
 € 6,10

Höhe 0,5 cm, Ø 5 cm, passend für Clin Grip und Interim-Stand, 50 Stck.

- 198 629** | 1 Pckg. | € 7,20
 € 6,10



-15%

6,10



WURZELKANALINSTRUMENTE

-18%

5,⁵⁵

Wurzelkanal-Bohrer



Wurzelkanal-Feile



Hedströmfeile



Länge	21 mm		25 mm		21 mm		25 mm		21 mm		25 mm	
	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm
ISO 08	200 621	200 632	200 642	200 653	200 600	200 610						
ISO 10	200 622	200 633	200 643	200 654	200 601	200 611						
ISO 15	200 623	200 634	200 644	200 655	200 602	200 612						
ISO 20	200 624	200 635	200 645	200 656	200 603	200 613						
ISO 25	200 625	200 636	200 646	200 657	200 604	200 614						
ISO 30	200 626	200 637	200 647	200 658	200 605	200 615						
ISO 35	200 627	200 638	200 648	200 659	200 606	200 616						
ISO 40	200 628	200 639	200 649	200 660	200 607	200 617						
ISO 45	200 629	200 640	200 650	200 661	200 608	200 618						
ISO 50	200 630	200 641	200 651	200 662	200 609	200 619						
ISO 15-40	-	200 631	-	200 652	-	200 620						
1 Pckg.	€ 6,75 € 5,55											

7,-

-26%



ENDO MESSBLOCK

Zur Längeneinstellung von Endo-Instrumenten, Papierspitzen, Guttapercha- und Silberstiften. Abmessungen: 103 x 25 x 32 mm. Autoklavierbar bis 134 °C.

400 680 | 1 Stck. | € 9,50
€ 7,00

-16%

4,⁴⁵



PAPIERSPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, sterilisiert, 28 mm lang.

ISO, Farbe	Taper 02, 200 Stck.	Taper 04, 60 Stck.	Taper 06, 60 Stck.	ISO, Farbe	Taper 02, 120 Stck.
15, weiß	100 644	200 670	200 677	45, weiß	100 651
20, gelb	100 645	200 671	200 678	50, gelb	100 652
25, rot	100 646	200 672	200 679	55, rot	100 653
30, blau	100 647	200 673	200 680	60, blau	100 654
35, grün	100 648	200 674	200 681	70, grün	100 655
40, schwarz	100 649	200 675	200 682	80, schwarz	100 656
15-40 sortiert	100 650	200 676	200 683	45-80 sortiert	100 657
je Pckg.	€ 5,30 € 4,45	€ 5,30 € 4,45	€ 5,30 € 4,45	je Pckg.	€ 5,30 € 4,45

-24%

5,⁴⁵



GUTTAPERCHASPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, 28 mm lang, röntgensichtbar, formstabil und gewebeverträglich.

ISO, Farbe	Taper 02, 100 Stck.	Taper 04, 60 Stck.	Taper 06, 60 Stck.	ISO, Farbe	Taper 02, 100 Stck.
15, weiß	100 630	200 684	200 691	45, weiß	100 637
20, gelb	100 631	200 685	200 692	50, gelb	100 638
25, rot	100 632	200 686	200 693	55, rot	100 639
30, blau	100 633	200 687	200 694	60, blau	100 640
35, grün	100 634	200 688	200 695	70, grün	100 641
40, schwarz	100 635	200 689	200 696	80, schwarz	100 642
15-40 sortiert	100 636	200 690	200 697	45-80 sortiert	100 643
je Pckg.	€ 7,20 € 5,45	€ 7,20 € 5,45	€ 7,20 € 5,45	je Pckg.	€ 7,20 € 5,45

M+W select INKTEST EASY

Siegelhaftfestigkeitstest zur Routineüberprüfung gemäß ISO 11607-1 Anhang B sowie ASTM F1929. Durch die neue Darreichungsform im flachen Beutel jetzt noch einfachere Handhabung und gleichmäßigerer Austritt der Flüssigkeit. Unregelmäßigkeiten in den Schweißnähten werden unmittelbar nach Entleeren des Beutels sichtbar. Für eine saubere und sichere Aufbewahrung sorgt die hochwertige AluBox.

Box mit 30 x 3 ml Testbeutel
500 701 | 1 Pckg. | € 33,90
€ 28,90



Flüssigkeit jetzt im Beutel –
dadurch einfachere und sauberere Anwendung.

NEU

28,90

BIS ZU
-15%



M+W select HELIXCONTROL

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven zur Überprüfung der Luftentfernung aus Hohlkörperinstrumenten nach EN 867-5. Das Set enthält 300 Teststreifen Klasse D nach EN 867-1, ein Chargenkontrollblatt und einen Prüfkörper gem. DIN 58.948PP.

300 Teststreifen, 1 Prüfkörper
100 780 | 1 Pckg. | € 138,90
€ 119,00


119,-

-14%

M+W select KLASSE 5 INDIKATOR

Indikator zur Kontrolle während des Sterilisationsprozesses im Autoklav gem. EN ISO 11140-1.

200 Indikatorstreifen
200 702 | 1 Pckg. | € 25,90
€ 19,90



19,90

-23%

M+W select SEAL TEST

Siegelnaht-Test zur täglichen Überprüfung der Funktion Ihres Foliensiegelgerätes gemäß EN ISO 11607-2.

Heftchenpackung mit 100 Teststreifen
200 707 | 1 Pckg. | € 36,90
€ 29,90



29,90

-19%

149,-

-17%



M+W select ETIKETTIERER

Etikettiersystem für die Dokumentation auf Sterilgutverpackungen und anschließender Dokumentation in der Patientenakte durch Sandwichetikett. Auf dem Label werden folgende Daten aufgedruckt: Personalname oder Personalnummer (5-stellig), Charge bzw. Zyklusnummer (7-stellig), Sterilisationsdatum, Ablaufdatum der Sterilität. Bitte Etiketten mitbestellen, im Lieferumfang sind keine Etiketten enthalten.

Etikettierer
200 710 | 1 Stck. | € 179,00
€ 149,00

Sandwichetiketten,
4 Rollen à 500 Stck.
200 711 | 1 Pckg. | € 31,90

Farbwalze
200 712 | 1 Pckg. | € 16,90

-11% 168,90



M+W select WASHTEST

Test zur Überprüfung des Desinfektions- und Reinigungsleistung des Thermodesinfektors.

100 Tests (ohne Prüfleiste)
200 704 | 1 Pckg. | € 188,90
€ 168,90

Prüfleiste aus Edelstahl
200 705 | 1 Stck. | € 59,90
€ 54,90

M+W select POWER WHITENING XTRA 38%

38% Hydrogen-Peroxid geeignet für die medizinische Aufhellung stark verfärbter Zähne.

2,5 ml Doppelmischspritze,
2 Mischkanülen,
1,5 g Gingiva Protector
mit 2 Applikationskanülen

000 891 | 1 Pckg. | € 41,90
€ 35,90



-14% **35,90**

M+W select WHITENING STAR HOME

Kosmetische Zahnaufhellung in Verbindung mit laborgefertigten Schienen zur Erstanwendung in der Praxis und Weiterverwendung durch den Patienten zuhause. Je nach gewünschter Tragedauer stehen 2 Konzentrationen zur Verfügung.

10% – für eine Tragedauer von 4 Stunden oder über Nacht.
16% – für eine Tragedauer von 3 Stunden oder über Nacht.

4 x 1,2 ml Spritzen mit wieder-
verschlussbarer Kappenkanüle:
10%

000 892 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 19,50

16%
000 893 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 19,50

ab 3 Pckgn. einer
Konzentration | je Pckg. | € 20,50
€ 18,50



BIS ZU
-16% **ab 18,50**

M+W select XYLOBLEACH

35% Wasserstoffperoxid Konzentration für die medizinische Aufhellung verfärbter Zähne ebenso für endodontisch behandelte Zähne. Der Zusatz Xylitol hat eine plaquereduzierende Wirkung und hemmt die Kariesbildung. Dank hohem Peroxid-gehalt erzielt man eine schnelle und zuverlässige Aufhellung mit einem lang-anhaltenden Ergebnis. Durch den neutralen pH-Wert ist das Material dabei zahn-schonend. Der Gingiva Protector gewährleistet einen sicheren Schutz des Zahn-fleisches. Dank Automix-System entfällt manuelles Anmischen, das Material hat eine homogene Qualität und durch die rote Farbe einen guten Kontrast zum Zahn.

5 g Automix-Spritze,
3 Mischkanülen,
1,5 g Gingiva Protector,
3 Applikationstips

000 898 | 1 Pckg. | € 54,50
€ 44,50



-18% **44,50**

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter:

0 60 42 / 88 00 88

Mo, Di, Do 7.30 – 17.30 Uhr

Mi 7.30 – 17.00 Uhr | Fr 7.30 – 15.30 Uhr



App:

heja+

(Apple Store/Play Store)



Online via Web:

www.mwdental.de

www.mwdental.at (Österreich)



Freefax:

00 800 / 88 00 80 01

(Gültig für Deutschland und Österreich)

UNSER SERVICE FÜR SIE:



Ruck-Zuck-Lieferservice

Alles was Sie bis 17.00 Uhr bestellen, wird am selben Tag bearbeitet und versendet.



Porto sparen

Ab einem Nettowarenwert von € 150,- erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

Folgen Sie uns auf:



@mwdentalgmbh



@mwdental_de



@mwdental_de