



HIGHLIGHTS

Labor gültig bis zum 03.04.2023



FRÄSERSTÄNDER
Seite 44

NEU

-10%



CERAMIC-SEP
Seite 30

NEU

-10%



Signum universal bond
Seite 16

-10%

NEU



SONDERSTAFFEL!
25% SPAREN!

VITA ENAMIC®
Seite 2



SONDERSTAFFEL! 25% SPAREN AB DEM KAUF VON 4 STCK. EINER PREISKLASSE!

VITA ENAMIC®

VITA ENAMIC ist die weltweit einzigartige dentale Hybridkeramik mit dualer Keramik-Polymer-Netzwerkstruktur, welche die positiven Eigenschaften von Keramik und Composite in sich vereint. Durch die hohe Belastbarkeit bringt das Material die notwendige Elastizität mit und ermöglicht so minimalinvasive Versorgung, so dass mittels reduzierter Wandstärken gesunde Zahnschubstanz erhalten werden kann. Der zahnfarbene Dentalwerkstoff verfügt über eine hervorragende Lichtleitfähigkeit, so dass sich die Restauration gut in die Restzahnschubstanz eingliedern lässt und so für ein natürliches Farbspiel sorgt. VITA ENAMIC eignen sich neben den klassischen Einzelzahnversorgungen (Inlays, Onlays, Veneers und Kronen) insbesondere auch für implantatgetragene Kronenrestorationen sowie Versorgung mit hoher Kaukraftbelastung im Molarenbereich. Der multiColor Rohling sorgt mit seinem integrierten Farbverlauf von Hals bis Schneide für ein natürliches Farbspiel. Das Material ist nach der Politur sofort eingliederbar.

Geometrie:
EM-10: 8 x 10 x 15 mm
EM-14: 12 x 14 x 18 mm
EMC-14: 12 x 14 x 18 mm
EMC-16: 16 x 18 x 18 mm
IS-14: 18 x 14 x 12 mm
IS-16: 18 x 16 x 18 mm

VITA ENAMIC, 5 Stck.

Farbe/Größe	EM-10
0M1HT	394 971
1M1HT	394 972
0M2HT	394 973
2M1HT	594 946
2M2HT	394 974
2M3HT	594 947
3M1HT	594 948
3M2HT	394 975
3M3HT	594 949
4M2HT	394 976
1 Pckg.	€ 109,00
Sonderstaffel: ab 4 Pckg.	€ 81,80

VITA ENAMIC UNIVERSAL, 5 Stck.

Farbe/Größe	EMC-16
1M1HT	595 006
1M2HT	595 007
2M2HT	595 008
3M2HT	595 009
4M2HT	595 010
1 Pckg.	€ 156,00
Sonderstaffel: ab 4 Pckg.	€ 116,90

VITA ENAMIC, 5 Stck.

Farbe/Größe	EM-14
2M1T	594 950
2M3T	594 951
3M1T	594 952
3M3T	594 953
0M1T	394 959
1M1T	394 960
1M2T	394 961
2M2T	394 962
3M2T	394 963
4M2T	394 977
0M1HT	394 954
1M1HT	394 955
0M2HT	394 956
2M1HT	594 954
2M2HT	394 957
2M3HT	594 955
3M1HT	594 956
3M2HT	394 958
3M3HT	594 957
4M2HT	394 978
1M1ST	594 963
1M2ST	594 964
2M2ST	594 965
3M2ST	594 966
4M2ST	594 967
1 Pckg.	€ 126,00
Sonderstaffel: ab 4 Pckg.	€ 94,50

VITA ENAMIC IS, 5 Stck.

Farbe/Größe	IS-14S	IS-14L
1M1T	594 926	594 931
1M2T	594 927	594 932
2M2T	594 928	594 933
3M2T	594 929	594 934
4M2T	594 930	594 935
1 Pckg.	€ 225,00	€ 225,00
Sonderstaffel: ab 4 Pckg.	€ 168,80	€ 168,80

VITA ENAMIC multiColor, 5 Stck.

Farbe/Größe	EMC-14	EMC-16
1M1HT	594 958	595 001
1M2HT	594 959	595 002
2M2HT	594 960	595 003
3M2HT	594 961	595 004
4M2HT	594 962	595 005
1 Pckg.	€ 155,00	€ 167,00
Sonderstaffel: ab 4 Pckg.	€ 116,20	€ 124,90

VITA ENAMIC IS, 5 Stck.

Farbe/Größe	IS-16S	IS-16L
1M1HT	594 936	594 941
1M2HT	594 937	594 942
2M2HT	594 938	594 943
3M2HT	594 939	594 944
4M2HT	594 940	594 945
1 Pckg.	€ 275,00	€ 275,00
Sonderstaffel: ab 4 Pckg.	€ 206,50	€ 206,50

ab **81,80**

VITA

VITA AKZENT® LC

NEU

Lichthärtendes Malffarben- und Glazursystem zur extraoralen Charakterisierung aller indirekten Versorgung aus Komposit, Polymer und Hybridkeramik.

STANDARD KIT als Basis für Effektproduktion, EXPERT KITS als Erweiterungen der Möglichkeiten zur Effektproduktion & Farbkorrektur.

Transparenter Lack GLAZE zur abschließenden Oberflächenversiegelung.

Standard Kit:

- je 2,5 ml Effect Stain white, orange, russet, khaki, blue, black
- 5 ml Glaze
- 25 ml Cleaner
- 1 Anmischplatte
- 25 Microbrush
- 1 Korrekturpinsel Gr. 1
- 1 Flachpinsel

595 022 | 1 Kit | € 423,00
€ 295,00

ab **295,-**

EXPERT KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®

- je 2,5 ml Effect Stain cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey-blue, black
- je 1 x 2,5 ml Chroma Stain corn-yellow, red-yellow, dark-yellow, light-red
- 5 ml Glaze
- 25 ml Cleaner
- 1 Anmischplatte
- 25 Microbrush
- 1 Korrekturpinsel Gr. 1
- 1 Flachpinsel

595 023 | 1 Kit | € 739,00
€ 519,00

EXPERT KIT VITA classical A1-D4®

- je 2,5 ml Effect Stain cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey-blue, black
- je 1 x 2,5 ml Chroma Stain red-brown, red-sun, grey-brown, grey-red
- 5 ml Glaze
- 25 ml Cleaner
- 1 Anmischplatte
- 25 Microbrush
- 1 Korrekturpinsel Gr. 1
- 1 Flachpinsel

595 024 | 1 Kit | € 739,00
€ 519,00

Top-Angebot!

-30%



CreaPRINT **NEU** -10%

Flüssiges Acrylatgemisch mit einer Wellenlänge von 385nm zur Herstellung verschiedener Arbeiten.

Cast: Gussobjekte alle Art, konventionell oder im Speedverfahren für Presstechnik, verbrennt nahezu rückstandsfrei, verzugsfrei mit hoher Festigkeit. Biegefestigkeit > 80 MPa, Schichtdicken 50 µm / 100 µm.

Model: Meister-, Stumpf- und Funktionsmodelle, Opake Farbe für gute Erkennbarkeit der Präparationslinie, dimensionsstabil. Biegefestigkeit > 68 MPa, Schichtdicken 50 µm / 100 µm.

Proto: Rapid Prototyping, für 3D-Druckobjekte jeglicher Art, hohe Kanten- und Formstabilität. Biegefestigkeit > 80 MPa, Schichtdicken 50 µm / 100 µm.

Tray: Funktions- und Abformlöffel, sowie Bißschablonen, Übertragungsschlüssel oder Basisplatten. Biokompatibel, geruchs- und geschmacksneutral. Optimiert für hohe Druckgeschwindigkeiten. Biegefestigkeit > 80 MPa, Schichtdicke 100 µm.

Surgical Guide: Für dampfsterilisierbare Bohrschablonen. Biokompatibel, schleimhautverträglich, dimensionsstabil, dampfsterilisierbar bis 134°C. Biegefestigkeit > 80 MPa, Schichtdicken 50 µm / 100 µm.

Splint-flex: Zur Herstellung von (flexiblen) Okklusions-/Aufbißschienen sowie Bleachingsschienen.

Biokompatibel, dauerhaft mundbeständig, farb- und dimensionsstabil. Biegefestigkeit (Splint) > 80 MPa, Schichtdicken 50 µm / 100 µm.

Cast, 1 kg:

purple
149 767 | 1 Pckg. | € 178,00
€ 159,90

Model, 1 kg:

ash-gray
149 768 | 1 Pckg. | € 191,00
€ 171,90

taupe-gray
149 769 | 1 Pckg. | € 191,00
€ 171,90

sand
149 770 | 1 Pckg. | € 191,00
€ 171,90

Proto, 1 kg:

clear
149 771 | 1 Pckg. | € 155,00
€ 139,50

cobalt-blue
149 772 | 1 Pckg. | € 155,00
€ 139,50

Tray, 1 kg:

aqua
149 773 | 1 Pckg. | € 205,00
€ 184,50

hot-pink
149 774 | 1 Pckg. | € 205,00
€ 184,50

Surgical Guide, 1 kg:
ice-blue
149 775 | 1 Pckg. | € 222,00
€ 199,90

HT spring-green
149 776 | 1 Pckg. | € 241,00
€ 216,90

Splint, 1 kg:

clear
149 777 | 1 Pckg. | € 241,00
€ 216,90

Splint flex, 1 kg:

clear
149 778 | 1 Pckg. | € 269,00
€ 241,50



ab **139,50**



AnySCAN VINYL Paket **NEU**

Konzipiert für die optimale Produktivität im Laboralltag. Die Arbeit kann in einem monochromen sowie in einem Farbtexturscan erstellt werden. Scan bei geöffneter oder geschlossener Klappe möglich. Die Bedienung wird zusätzlich durch ein Touch Display mit dem die wichtigsten Eingaben direkt am Scanner erfolgen können erleichtert. Neben der Zeitersparnis wurde ein besonderes Augenmerk auf den Bedienkomfort gelegt. Der AnySCAN Vinyl liefert mit seiner 180-Grad-Öffnung viel Platz zum Arbeiten und die gute Motorsteuerung gewährleistet ruhige und schnelle Motorfahrten. Die große Systemplatte des Scanners ermöglicht die direkte Aufnahme aller namhaften Artikulatoren. Das kondylenbezogene Scannen artikulierter Kiefermodelle ist mit den Artikulatoren von Artex*, Baumann*, Gamma* und SAM* sichergestellt. Für einen stabilen Stand sorgt dabei die rutschfeste Gummimatte auf der Systemplatte. Kompatibel mit exocad® Dental CAD.

Technische Daten:

Netzanschluss: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Aufnahmeleistung: 60 W
Messgeschwindigkeit, Einzelstumpf: Scanning: 25 Sek. /
Postprocessing: 9 Sek. / Total: 34 Sek.
Messgeschwindigkeit, 3-gliedrige Brücke: Scanning: 33 Sek. /
Postprocessing: 22 Sek. / Total: 55 Sek.
Anschlüsse: USB
Betriebssystem: Windows 10®
Maße (H x B x T): 430 x 455 x 420 mm
Messfeld (x / y / z): 80 / 60 / 85 mm
Messgenauigkeit (nach ISO 12836): 6 µm
Auflösung: 1,3 MP
Gewicht: 23 kg
Gehäuse: Kunststoff, schwarz-weiß

Lieferumfang:

- 1 AnySCAN Vinyl
- 1 Objekthalter
- 1 multiDie Adapter
- 1 Triple Tray™-Abdruckhalter
- 1 3D-Kalibrationsmodell
- 1 Netzkabel
- 1 USB-Kabel
- 1 CD mit dental Scan
- Exocad Basismodul und virt. Artikulatormodul
- Computer, Monitor, Maus, Tastatur, Bedienungsanleitung

AnySCAN VINYL Paket

264 905 | 1 Paket | € 21.400,00
€ 19.250,00



AnySCAN VINYL HR Paket **NEU**

Streifenlicht-Laborscanner in kompakter Bauweise mit hoher Effizienz und Präzision für den Laboralltag. Ideal für alle gängigen Indikationen der Zahntechnik. Die Bedienung erfolgt durch ein Touch Display mit den wichtigsten Eingaben direkt am Scanner. Hochauflösende Scans sind durch Blue-Light-LED, einer 3,2-Megapixel-Kamera und HR-Technik von bis zu 4 µm möglich. Die Scan-Geschwindigkeit kann optional durch Deaktivierung des „HR Modus“, High Resolution, optional beschleunigt werden. Das kondylenbezogene Scannen artikulierter Kiefermodelle ist mit den Artikulatoren von Artex*, Baumann*, Gamma* und SAM* sichergestellt. Für einen stabilen Stand sorgt dabei eine rutschfeste Gummimatte. Die Modelle können wahlweise monochrom oder farbig erfasst werden. Ausgestattet ist der Scanner mit einer vollautomatischen Z-Achse, als auch einer bedienfreundlichen 180°-Öffnung. Scannen ist dadurch wahlweise mit geöffneter oder geschlossener Klappe möglich und bietet somit Platz für alle zahnmedizinischen Objekte, von Einzelsegmenten über Kiefermodelle, Voll- und Teilabdrücke (auch von zahnlosen Kiefern) bis hin zu Artikulatoren. Ein multiDie-Adapter sowie ein Abdruckhalter für den Triple Tray™-Impression-Scan gehören zum Inklusiv-Zubehör dazu. Kompatibel mit exocad® Dental CAD.

AnySCAN VINYL HR Scanner Paket

264 911 | 1 Paket | € 22.590,00
€ 20.330,00

Technische Daten:

Abmessungen (B x H x T): 455 x 430 x 420 mm
Messfeld (X x Y x Z) 80 x 60 x 85 mm
Ausgangsdatenformat: PLY, STL
Gewicht: 23 kg
Anschlüsse: 1x USB, 1x Kaltgerätestecker
Versorgungsspannung: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Garantie: 36 Monate

Features:

- Hochauflösende Kamera 3,2 MP
- Touchscreen
- LED-Statusanzeige
- Vollautomatische Z-Achse, Blue-Light LED
- 1 Projektor, 4 µm nach DIN ISO 12836
- dental Scan HR- und LR-Modus
- Virtueller Artikulator, secondDie und multiDie
- Triple Tray Abdruckscan Textur-Scan monochrome oder farbig, multiCase, Universal-Modus

Lieferumfang:

- AnySCAN VINYL HR (58430000)
- AnyCAD Design Software by Exocad® Basisversion (58404000)
- Exocad Upgrade Virtueller Artikulator (58404001)
- AnyCAD Computer, vorkonfiguriert, inkl. Maus/Tastatur/Bildschirm (58401000)
- Plus Anwendungstraining / Installation



-10%
ab **19.250,-**

AUSLIEFERUNG ERFOLGT DIREKT AB HERSTELLER



Grandio disc **NEU** -10%

Grandio disc ist ein nanokeramisches Hybrid-Material zur Fertigung permanenter Einzelzahnrestaurationen, wie Kronen, Inlays, Onlays und Veneers. Grandio disc enthält 86 Gew.-% anorganische Füllstoffe in einer Polymermatrix. Das Material ist sehr fein fräsbearbeitbar und lässt sich leicht polieren, sodass die Versorgung sowohl optimal passt als auch hohen ästhetischen Ansprüchen entspricht. Ein Brennvorgang ist bei Grandio disc nicht notwendig.

A2 HT 15 mm, Ø 98 mm

075 991 | 1 Pckg. | € 408,00
€ 367,20

A3 HT 15 mm, Ø 98 mm

075 992 | 1 Pckg. | € 408,00
€ 367,20

367,20



VOCO
DIE DENTALISTEN

Structur CAD -10%

Schnelle und effiziente CAD/CAM Herstellung von passgenauen temporären Restaurationen. Gute Qualität und Ästhetik für eine lange und sichere Tragedauer. Besonders geeignet für Langzeit-Provisorien und semi-permanente Restaurationen. Das Material bietet eine gute Kantenstabilität. Damit ist müheloses Polieren und Individualisieren möglich – intra- sowie extraoral. Die Verwendung eines MMA-Primers ist nicht notwendig.

Block, 40L, 5 Stck.:

A1
075 985 | 1 Pckg. | € 80,60
€ 72,50

A2
075 986 | 1 Pckg. | € 80,60
€ 72,50

A3
075 987 | 1 Pckg. | € 80,60
€ 72,50

Disc, Ø 98 x 20 mm:

A1
075 988 | 1 Pckg. | € 121,50
€ 109,30

A2
075 989 | 1 Pckg. | € 121,50
€ 109,30

A3
075 990 | 1 Pckg. | € 121,50
€ 109,30

ab 72,50



Grandio blocs

-10%

Nanokeramischer Hybrid CAD / CAM Block für Inlays, Onlays, Veneers, Kronen und implantatgetragene Kronen. Höchster Füllstoffgehalt (86 % Gew.-%). Exzellente physikalische Werte in Biegefestigkeit und Abrasion. Kein Brennen erforderlich. Verarbeitbar mit allen marktüblichen Schleifeinheiten. Beste Polierbarkeit und Reparaturfähigkeit, ideal schleifbar auch bei dünnen Rändern, basierend auf der Nano-Hybrid-Technologie.

Farbe/Größe	Gr. 12	Gr. 14L
A1 LT	075 961	075 973
A2 LT	075 962	075 974
A3 LT	075 963	075 975
A3.5 LT	075 964	075 976
B1 LT	075 965	075 977
C2 LT	075 966	075 978
BL LT	075 967	075 979
A1 HT	075 968	075 980
A2 HT	075 969	075 981
A3 HT	075 970	075 982
A3.5 HT	075 971	075 983
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 105,60 € 94,90	€ 112,90 € 101,50

ab 94,90



IPS e.max CAD -10%

IPS e.max CAD ist eine Lithiumdisilikat-Glaskeramik für die CAD/CAM Technologie. Mit diesen Blöcken werden hochfeste und ästhetische Front- und Seitenzahnkronen im Cerec/inLab System hergestellt, die konventionell zementiert werden können. Es können auch Veneers und Implantatsuprastrukturen gefertigt werden. Die Glaskeramik wird in einer kristallinen Zwischenstufe verarbeitet, in der das Material seine charakteristische und auffallende „bläuliche“ Farbe zeigt. In dieser Phase lassen sich manuelle Adaptionen und auch ein Cut-Back schnell und effizient durchführen und die Passung kontrollieren. Anschließend folgt ein einfacher und schneller Kristallisationsprozess bei 850 °C z. B. im Programmat CS/CS2/CS3, P300/310, P500/510, P700, P710, EP 3000/3010 oder EP 5000/5010, bei dem IPS e.max CAD seine endgültige Festigkeit von 360 MPa und die gewünschten ästhetischen Eigenschaften wie Zahnfarbe, Transluzenz und Helligkeit erhält. Nachfolgend können die Kronen mit IPS e.max Ceram bemalt oder verblendet werden.

Crystallization Tray:

Tray, je 3 Pins S, M und L

352 956 | 1 Pckg. | € 149,00
€ 133,90

Crystallization Pins:

je 6 Pins S, M und L

352 957 | 1 Pckg. | € 93,50
€ 84,20



Veneering Solutions

Farbe/Form	B40L
HT A1	352 901
HT A2	352 902
HT A3	352 903
HT A3,5	352 904
HT B1	352 905
HT B2	352 906
HT C1	352 907
HT C2	352 908
HT D2	352 909
1 Pckg. à 3 Stck.	€ 315,00 € 283,50

Abutment Solutions

Farbe/Form	A16S	A16L
LT A1	352 920	352 929
LT A2	352 921	352 930
LT A3	352 922	352 931
LT A3,5	352 923	352 932
LT B1	352 924	352 933
LT B2	352 925	352 934
LT C1	352 926	352 935
LT C2	352 927	352 936
LT D2	352 928	352 937
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 339,00 € 305,50	€ 339,00 € 305,50

Monolithic Solutions

Farbe/Form	C16	B32
LT A1	352 938	352 947
LT A2	352 939	352 948
LT A3	352 940	352 949
LT A3,5	352 941	352 950
LT B1	352 942	352 951
LT B2	352 943	352 952
LT C1	352 944	352 953
LT C2	352 945	352 954
LT D2	352 946	352 955
1 Pckg. à 3 Stck.	–	€ 299,00 € 268,90
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 228,00 € 204,90	–

Monolithic Solutions

Farbe/Form	C14
MO 0	541 960
MO 1	541 961
MO 2	541 962
MO 3	541 963
MO 4	541 964
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 168,00 € 150,90

Monolithic Solutions

Farbe/Form	C14
A1 MT	352 976
A2 MT	352 977
A3 MT	352 978
B1 MT	352 979
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 168,00 € 150,90

Veneering Solutions

Farbe/Form	C14
O 1	152 901
O 2	152 902
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 184,00 € 165,50

Abutment Solutions

Farbe/Form	A14S	A14L
LT A1	352 958	352 967
LT A2	352 959	352 968
LT A3	352 960	352 969
LT A3,5	352 961	352 970
LT B1	352 962	352 971
LT B2	352 963	352 972
LT C1	352 964	352 973
LT C2	352 965	352 974
LT D2	352 966	352 975
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 285,00 € 256,50	€ 285,00 € 256,50

Abutment Solutions

Farbe/Form	A14S	A14L
MO 0	352 910	352 915
MO 1	352 911	352 916
MO 2	352 912	352 917
MO 3	352 913	352 918
MO 4	352 914	352 919
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 285,00 € 256,50	€ 285,00 € 256,50

Monolithic Solutions

Farbe/Form	I12	C14
HT A1	052 936	052 952
HT A2	052 937	052 953
HT A3	052 938	052 954
HT A3,5	052 939	052 955
HT A4	052 940	052 956
HT B1	052 941	052 957
HT B2	052 942	052 958
HT B3	052 943	052 959
HT B4	052 944	052 960
HT C1	052 945	052 961
HT C2	052 946	052 962
HT C3	052 947	052 963
HT C4	052 948	052 964
HT D2	052 949	052 965
HT D3	052 950	052 966
HT D4	052 951	052 967
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 168,00 € 150,90	€ 168,00 € 150,90

Monolithic Solutions

Farbe/Form	I12	C14
LT A1	541 975	541 984
LT A2	541 976	541 985
LT A3	541 977	541 986
LT A3,5	541 978	541 987
LT A4	052 922	052 929
LT B1	541 979	541 988
LT B2	541 980	541 989
LT B3	541 981	541 990
LT B4	052 923	052 930
LT C1	052 924	052 931
LT C2	541 982	541 991
LT C3	052 925	052 932
LT C4	052 926	052 933
LT D2	052 927	052 934
LT D3	541 983	541 992
LT D4	052 928	052 935
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 168,00 € 150,90	€ 168,00 € 150,90

ab 150,90

ivoclar

IP Clean **NEU**

Automatisch befüllbare Dampfstahlgeräte aus Edelstahl für permanente Dampfverfügbarkeit ohne Arbeitsunterbrechung. Die Geräte verfügen über einen Edelstahlkessel und ein wartungsfreies sowie besonders langlebiges, außenliegendes Heizsystem, welches somit vor Kalk geschützt ist und im Fall eines Ausfalls einfach getauscht werden kann.

- Dampfauslöser am Handstück
- Satt- und Nassdampfintensität einstellbar
- Akkurate Temperatur- und Drucküberwachung
- Manometer, Signalleuchten und Alarmton

IP Clean Vapor:

- Sattedampf
- Befüllung über externen 5L Tank
- Int. Wasserenthärtungspatrone

IP Clean Vapor Pro:

- Sattedampf
- Festwasseranschluss

IP Clean Hydro:

- Satt- und Nassdampf (Ausbrühfunktion)
- Befüllung über externen 5L Tank
- Int. Wasserenthärtungspatrone

IP Clean Hydro Pro:

- Satt- und Nassdampf (Ausbrühfunktion)
- Festwasseranschluss

Ergänzung für Festwasseranschlüsse:

IP Clean Filter Wasserenthärtungssystem.

IP Clean Vapor

999 002 | 1 Stck. | ~~€ 1.448,00~~
€ 1.298,00

IP Clean Hydro

999 003 | 1 Stck. | ~~€ 1.690,00~~
€ 1.518,00

IP Clean Vapor Pro

999 004 | 1 Stck. | ~~€ 1.790,00~~
€ 1.618,00

IP Clean Hydro Pro

999 005 | 1 Stck. | ~~€ 1.999,00~~
€ 1.798,00

Zubehör:

IP Clean Filter

997 995 | 1 Stck. | € 178,00

IP Clean Abdampfschale

997 988 | 1 Stck. | € 219,00

Technische Daten:

Spannung: 220 – 240 V
Leistung: 1.500 W
Maße (L x B x H): 250 x 350 x 370 mm
Druck: 5 bar,
Kesselvolumen: 5 l
Gewicht: ca. 15 kg
Garantie: 1 Jahr



-10%

AUSLIEFERUNG ERFOLGT DIREKT AB HERSTELLER

ab **1.298,-**



Absorberbox XL **-15%**

Absaugbox mit extra großem Innenvolumen, welches ein bequemes Arbeiten mit maximaler Bewegungsfreiheit ermöglicht. Optional kann durch Austausch der Filtereinheit eine externe Absaugung für maximale Absaugleistung angeschlossen werden.

Flexibler Einsatz dank integrierter Absaugung mit Feinfilter. Großflächige LED-Beleuchtung. Extragroßes Innenvolumen (21 l). Großzügige Eingriffsöffnungen mit Gummimanschetten.

Technische Daten:

Leistung: 10 W
Luftdurchsatz: 184 m³/h
Schalldruckpegel: 55 dB(a)
Betriebsspannung: 12 V
Nennspannung: 100 – 230 V
Nennfrequenz: 60 Hz
Maße (B x H x T): 475 x 275 x 445 mm
Gewicht: 3,5 kg
Beleuchtungsstärke: 2500 Lux
Farbtemperatur: 6000 K

Absorberbox XL:

- mit integrierter Absaugung
- Partikelfilter
- Steckernetzteil
- Adapterplatte für externe Absaugung

153 967 | 1 Stck. | ~~€ 899,00~~
€ 765,00



765,-

L Protect **-15%**

Die LED-beleuchtete Schutzscheibe L Protect bietet eine Kombination aus moderner Arbeitsplatzbeleuchtung und Schutzscheibe aus Einschleibensicherheitsglas (ESG). Die Schutzscheibe kann mittels Aufnahmeadapter an fast allen handelsüblichen Absaugvorrichtungen befestigt werden. Eine separate Verwendung ist dank Tischstativ möglich. Die einfache werkzeuglose Trennung des LED-Rahmens ermöglicht bei Bedarf einen schnellen Scheibenwechsel. Kompatibel mit folgenden Absaugmälern: Freuding Variteam-1, A86, A90, KaVo Masterspace, 382, Renfert, Strohm+Maier und Zubler A90M, R1200.

Technische Daten:

Nennspannung: 240 V
Abmessung (H x B): 240 x 190 mm
Beleuchtungsstärke: 2500 Lux
Farbtemperatur: 6000 K (tageslichtweiß)
Garantie: 1 Jahr

L Protect

053 979 | 1 Stck. | ~~€ 458,00~~
€ 389,00



389,-



SCHICK
DENTAL

Solar-Digitalwaage

Staubgeschützte Gipswaage für den Dentalbereich. Wiegt mit Solarenergie, überschüssige Energie wird gespeichert und bei schlechten Lichtverhältnissen genutzt. Wägebereich 0 - 2.000 g, Garantie: 2 Jahre

Solar-Gipsdigitalwaage
004 980 | 1 Stck. | € 76,90
€ 65,40



65,40

-15%

Dosierautomat DA 2020

Automatisches Dosier- und Mischgerät für dünnfließende, additionsvernetzende 1:1 Dubliersilikone. Über Einwegmischkanülen ist die kontinuierliche Entnahme des fertig gemischten Dubliersilikons möglich. Dank Fördermengenregulierung können Silikone von unterschiedlicher Viskosität homogen eingestellt werden.

Dosierautomat DA 2020,
10 Mischkanülen inkl. Anschlussset
für 2 x 1 kg Flaschen und 2 x 6 kg Kanister
204 901 | 1 Stck. | € 1.790,00
€ 1.519,00

Technische Daten:
Maße (H x B x T): 320 x 225 x 405 mm
Leistung: 280 W
Gewicht: 17 kg
Garantie: 2 Jahre

-15%



1.519,-

HinriMill Fräser **NEU** -10%

Universalfräser HinriMill 5.8 E / T5 / R5

	U030-R2-35	U050-F2-35	U060-R2-35	U120-F2-35
Ø Schneide	0.30 mm	0.50 mm	0.60 mm	1.20 mm
Länge	35.0 mm	35.0 mm	35.0 mm	35.0 mm
Art.-Nr.	204 904	204 905	204 906	204 907
1 Stck.	€ 37,00 € 33,30	€ 32,00 € 28,80	€ 37,00 € 33,30	€ 32,00 € 28,80

Zirkonoxid mit
Spezialbeschichtung
HinriMill 4 E / N4 E / Z4

	Z100-R2-35	Z200-R3-35	Z100-R2-35	Z200-R3-35
Ø Schneide	1.00 mm	2.00 mm	1.00 mm	2.00 mm
Länge	35.0 mm	35.0 mm	40.0 mm	40.0 mm
Art.-Nr.	204 912	204 913	204 914	204 915
1 Stck.	€ 35,00 € 31,50	€ 35,00 € 31,50	€ 35,00 € 31,50	€ 35,00 € 31,50

Zirkonoxid mit Diamantbeschichtung
HinriMill / 5.8 E / T5 / R5

	Z060-R2D-40	Z100-R2D-35	Z200-R3D-40	Z120-F2D-40
Ø Schneide	0.60 mm	1.00 mm	2.00 mm	1.20 mm
Länge	40.0 mm	40.0 mm	40.0 mm	40.0 mm
Art.-Nr.	204 920	204 921	204 922	204 923
1 Stck.	€ 78,00 € 70,20	€ 78,00 € 70,20	€ 78,00 € 70,20	€ 78,00 € 70,20

NEM auf Kobalt- Chrom Basis & Titan HinriMill 4 E / N4 E / Z4

	M060-R2-32	M100-R2-32	M120-T2-32	M200-R4-32
Ø Schneide	0.60 mm	1.00 mm	1.20 mm	2.00 mm
Länge	32.0 mm	32.0 mm	32.0 mm	32.0 mm
Art.-Nr.	204 930	204 931	204 932	204 934
1 Stck.	€ 36,00 € 32,40	€ 36,00 € 32,40	€ 36,00 € 32,40	€ 45,00 € 40,50

Universalfräser HinriMill 4 E / N4 E / Z4

	U030-R2-40	U050-F2-40	U060-R2-40	U120-F2-40
Ø Schneide	0.30 mm	0.50 mm	0.50 mm	0.30 mm
Länge	40.0 mm	40.0 mm	40.0 mm	40.0 mm
Art.-Nr.	204 908	204 909	204 910	204 911
1 Stck.	€ 37,00 € 33,30	€ 32,00 € 28,80	€ 37,00 € 33,30	€ 32,00 € 28,80

Zirkonoxid mit
Diamantbeschichtung
HinriMill 4 E / N4 E / Z4

	Z060-R2D-35	Z100-R2D-35	Z200-R3D-35	Z120-F2D-35
Ø Schneide	0.60 mm	1.00 mm	2.00 mm	1.20 mm
Länge	35.0 mm	35.0 mm	35.0 mm	35.0 mm
Art.-Nr.	204 916	204 917	204 918	204 919
1 Stck.	€ 69,00 € 61,90	€ 69,00 € 61,90	€ 69,00 € 61,90	€ 65,00 € 58,50

Glaskeramik
HinriMill N4 E / Z4 / 5.8 E / R5

	G060-R-35	G060-T-35	G100-R-35	G120-T-35	G240-R-35	G260-T-35
Ø Schneide	0.60 mm	0.60 mm	1.00 mm	1.20 mm	2.40 mm	2.60 mm
Länge	35.0 mm	35.0 mm	35.0 mm	35.0 mm	35.0 mm	35.0 mm
Art.-Nr.	204 924	204 925	204 926	204 927	204 928	204 929
1 Stck.	€ 38,00 € 34,20	€ 38,00 € 34,20	€ 38,00 € 34,20	€ 38,00 € 34,20	€ 38,00 € 34,20	€ 38,00 € 34,20



vhf

WEITERE FORMEN / FRÄSER FINDEN SIE UNTER WWW.MWDENTAL.DE

ab 28,80



Suprastone

Ultraharter Natur-Modellgips für Stumpf- und Arbeitsmodelle, Typ IV.

Farbe	Eimer, 6 kg	Karton, 25 kg
gelb	036 918	036 919
hellgrün	036 916	036 917
1 Pckg.	€ 50,80 € 40,60	€ 111,50 € 89,20

-20%



ab **40,60**

Snow White

Schnellhärtender Abdruckgips mit geringer Expansion zum Einartikulieren von Modellen und für Arbeitsmodelle in der Kieferorthopädie. Farbe: weiß.

4 kg		
036 933	1 Eimer	€ 29,80 € 23,80
18 kg		
036 934	1 Karton	€ 75,80 € 60,60

-20%



ab **23,80**

Super-Sep

Gips-Isoliermittel mit ausgezeichneter Trennwirkung. Trocknet rasch, bildet keinen aufragenden Film.

500 ml		
036 926	1 Fl.	€ 70,50 € 56,40

-20%



56,40

Kerr™

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Garantie

Sie erhalten stets frische Ware. Die in diesem Katalog gelisteten Artikel sind zu 99% lieferbar. Auslaufprodukte jedoch nur solange der Vorrat reicht.

Preise

Alle angegebenen Preise verstehen sich in € netto, zuzüglich der jeweils landesgültigen MwSt. und sind gültig bis zum 03.04.2023.

Rabatt

Informationen zu unserem Rabatt-System erhalten Sie unter der Telefonnummer: 0 60 42 / 88 00 88

Frachtkosten

Frei Haus-Lieferungen bei Bestellungen ab einem Nettowarenwert von € 150,- innerhalb Deutschlands und Österreichs. Unter einem Nettowarenwert von € 150,- berechnen wir die Versandkosten nach tatsächlichem Aufwand.

Lieferung

Der Versand erfolgt schnellstmöglich per privatem Zustelldienst direkt ab M+W Dental in Büdingen. Lieferungen, auch frei Haus, auf Gefahr des Bestellers. Eventuelle Transportschäden oder Fehllieferungen bitte sofort telefonisch mitteilen.



Mindestbestellwert

Für Ihre Bestellung bei M+W gibt es keinen Mindestbestellwert. Für Kleinbestellungen mit einem Nettobestellwert unter € 40,- (ohne Versandkosten) berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 4,90.

Zahlung

Die Rechnung liegt Ihrer Lieferung bei und ist innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von M+W Dental.

Rückgaberecht

Sie haben innerhalb von 14 Tagen ein Rückgaberecht bei originalverpackter Ware. Das Rückgaberecht gilt jedoch nicht für

Medikamente und Sonderbestellungen. Bitte beachten: Ware transportsicher verpacken, Retourenschein beilegen und ausreichend frankiert zurücksenden.

Erfüllungsort

Erfüllungs- und Gerichtsort ist Büdingen.

Sonstiges

© M+W Dental, Büdingen. Nachdruck aus diesem Katalog, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung nicht gestattet. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Wir sind bemüht, immer aktuelle Fotos im Katalog abzubilden, die Abbildungen sind jedoch nicht verbindlich.

POLIRET MINI -10%

Die kompakte Poliereinheit mit geringem Platzbedarf und einer rechtsseitigen Polierspindel ermöglicht Schleifarbeiten, Polieren, Aufrauen, Säubern und Bürsten von Metall- und Kunststoffobjekten. Eine hohe Wirtschaftlichkeit und optimale Materialanpassung werden durch stufenlose Drehzahlregelung mit dem starken 600 W Motor erreicht.

Technische Daten:

Netzanschluss: 230 V / 50 – 60 Hz
Maße (H x B x T): 430 x 530 x 400 mm
Gewicht: 22 kg
Drehzahl: 1.000 – 4.500 U/min
Absaugung: 500 m³/h
Leistung Motor: 600 W
Leistung Absaugung: 115 W
Garantie: 2 Jahre

POLIRET MINI

064 938 | 1 Stck. | € 2.580,00
€ 2.325,00



2.325,-

REITEL

PROTOFRESH -10%

Mit dem Nadelreinigungsgerät aus Edelstahl lassen sich zahntechnische Arbeiten, wie Zahnschienen, Klammern oder Prothesen, innerhalb kürzester Zeit effektiv reinigen. Im Kunststoff-Becher werden die zu reinigenden Teile mittels Nadeln und einer Reinigungsflüssigkeit von Schmutzpartikeln befreit. Durch den Wechsel von Links- und Rechtsdrehungen wird der Effekt verstärkt. Der Becher ist mit einer extra Dichtung versehen und ist zudem Sterilisator geeignet. Über einen digitalen Timer kann die Reinigungszeit auf die Sekunde genau eingestellt werden. Auch die Umdrehungen lassen sich stufenlos bis zu einer Drehzahl von 3.000 U/min. regeln.

Technische Daten:

Netzanschluss: 230 V/50-60 Hz
Aufnahmeleistung: 150 W
Becher-Maße: Ø 10 x H 8 cm
Becher-Volumen: ca. 0,6 l
Maße (B x H x T): 22,5 x 23,5 x 22,5 cm
Gewicht: 7 kg
Garantie: 2 Jahre

PROTOFRESH

264 900 | 1 Stck. | € 995,00
€ 895,00



895,-

S-U GNATHOWACHS -15%

Speziell für gnathologische Aufwachtechnik.

Farbe	Kegel, 45 g
blau	069 904
gelb	069 905
rot	069 902
grün	069 903
1 Pckg.	€ 16,90 € 14,40



14,40



SCHULER
DENTAL

Tribos Modellierwachs **-25%**

Hartes Modellierwachs in Blockform für die Totalprothetik. Es kann zur Fixierung der Prothesenzähne verwendet werden sowie zur anatomischen Gestaltung der Zahnfleischpartien und der detaillierten Darstellung anatomischer Strukturen. Durch die opake Einfärbung wirkt das Wachs viel natürlicher. Erstarrungspunkt bei 80 °C

Block, 100 g

060 931 | 1 Pckg. | **€ 16,90**
€ 12,70



12,70

DIA GLACE

Poliersystem zur Bearbeitung von Keramik. Gezieltes und kontrolliertes Polieren mit DIA GLACE erzeugt einen natürlichen Glanz auf der Keramikoberfläche. Durch den hohen Diamantanteil der Paste wird ein natürlicher Hochglanz in wenigen Sekunden bei nur 7.500 U/Min. erzielt. Auch zum Polieren von Composites, Verblendkunststoffen und Metallen geeignet.

-20%

harte Diamantpolierpaste, 5 g

060 994 | 1 Pckg. | **€ 65,80**
€ 52,60

Filzräder, imprägniert, 100 Stck.

060 993 | 1 Pckg. | **€ 44,90**
€ 35,90



ab **35,90**

SURFACE Marker

Das SURFACE Marker-Set dient zur optischen Kennzeichnung der Oberflächenstruktur der Zähne am Gipsmodell oder der feinen Strukturen bei Keramikrestauration. Es ist ein gutes Hilfsmittel sowohl für Zahntechniker, die Sinn für gehobene Ästhetik haben, als auch für Studenten, angehende Zahntechniker und bei der Anfertigung von Meisterarbeiten. Das Komplett-Set beinhaltet den SURFACE Marker (5 g Goldpulver), das SURFACE Liquid (25 ml Oberflächenflüssigkeit) und einen Pinsel zum sofortigen Gebrauch ohne Zukauf weiterer Hilfsmittel.

Marker Set:

- 5 g SURFACE Marker,
- 25 ml Liquid
- 1 Bonder Brush

160 926 | 1 Pckg. | **€ 56,80**
€ 45,40

SURFACE Marker (Goldpulver), 5 g

160 927 | 1 Pckg. | **€ 32,50**
€ 25,90

Liquid, 25 ml

160 928 | 1 Fl. | **€ 14,80**
€ 11,80

Bonder Brush

160 929 | 1 Fl. | **€ 32,90**
€ 26,30

-20%



ab **11,80**

Silent EC2 -15%

Zweiplatzabsaugung für gut ausgelastete Arbeitsplätze. Durch eine beutellose Feinstfiltertechnik entfällt der Staubbeutelwechsel, die Stäube werden dank der automatischen Filterabreinigung direkt in die Staubschublade oder den Entsorgungssack gebracht. Der verbaute EC-Motor ist wartungsarm und sichert einen guten Produktionsablauf mit einem hohen Volumenstrom von 3.984 l/min. Eine intelligente Saugleistungsregulierung zwischen den beiden Arbeitsplätzen sorgt für eine konstante Saugleistung.

Technische Daten:
Netzspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung: 1.610 W
Max. Anschlussleistung: 3.450 W
Maße (B x H x T): 285 x 535 x 540 mm
Volumenstrom (max.): 3.984 l/min.
Max. Unterdruck: 257 hPa / 2,9 psi
Max. Anschlussdruck: 4,5 bar
Geräuschpegel: 55 dB (A)
Staubschublade: ca. 7,0 l
Gewicht: ca. 18,5 kg
Saugstutzen innen/außen: Ø 45 mm / Ø 50 mm
Garantie: 3 Jahre

Silent EC2
861 905 | 1 Stck. | € 3.090,00
€ 2.629,00



2.629,-

Twister -15%

Der Twister ist durch eine optimierte Vakuumtechnik für ein homogeneres Mischergebnis neu gestaltet worden. Die nahezu wartungsfreien Komponenten und das große LCD-Display ermöglichen ein einfaches Arbeiten für Labor und Praxis. Das hohe Drehmoment des Rührmotors verarbeitet auch große Mengen an Mischgut zuverlässig und reproduzierbar. Die Wahlmöglichkeiten der Vakuumleistung verhindern Siedeböden bei bestimmten Gipsen und Dubliersilikonen. Die automatische Becherankopplung ermöglicht eine Ein-Hand-Bedienung. Der Twister verfügt über eine leistungsstarke Vakuumpumpe und benötigt lediglich einen Stromanschluss. Das Gerät wird als Wandmontage inkl. 500 ml Mischbecher ausgeliefert.

Technische Daten:
Netzspannung: 240V 50 – 60 Hz
Drehzahl: 100 – 450 U/min
Vakuum max.: 890 mbar
Förderleistung max.: 16 l/min
Maße (B x H x T): 105 x 285 x 235 mm
Gewicht: 5,2 kg (ohne Becher)
Garantie: 3 Jahre

Twister
561 914 | 1 Stck. | € 1.380,00
€ 1.175,00



1.175,-

POWER Steamer II

Kraftvoller Dampfstrahler mit langlebigem Heizsystem. Das Heizelement ist im Kesselboden vergossen, wodurch es vor Wasser und Kalk geschützt bleibt. Darüber hinaus sorgt die Echtzeit-Verkalkungsanzeige für eine gute Kontrolle. Durch die große Revisionsöffnung kann der Druckbehälter gut gereinigt werden. Effektives Spülprogramm zum Reinigen und Entkalken des Druckbehälters. Mit Festwasseranschluss und Pumpe, dadurch konstante Dampfverfügbarkeit und automatische Befüllung.

Technische Daten:
Netzspannung: 220 – 240 V / 50/60 Hz
Leistung: 2000 W
Druckbehältervolumen: 4 l
Max. Füllmenge: 3 l
Arbeitsdruck: 4,5 bar
Anschlussdruck: 1 – 5 bar
Maße (B x H x T): 370 x 422 x 350 mm
Gewicht: ca. 10,1 kg
Garantie: 3 Jahre

POWER Steamer II
861 940 | 1 Stck. | € 2.590,00
€ 2.198,00



2.198,-

Waxlectric II

Mit diesen elektrischen Wachsmessern ist ein komfortables und präzises Arbeiten sowie ein spannungsfreies Wachsmodellieren durch die exakt einstellbare und gleichmäßig verteilte Temperatur an der Instrumentenspitze möglich. Die gradgenaue Temperatur (von 50 °C bis 200 °C) ist schnell und bequem einzugeben und über die 3-stellige LED-Anzeige abzulesen. Die Temperatureinstellung wird auch nach dem Ausschalten gespeichert. Beide Kanäle sind getrennt voneinander einstellbar. Die ergonomische Form sorgt für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Über ein Schraubgewinde ist ein einfacher und werkzeugloser Wechsel der Modellierspitzen möglich. Die Reinigung des Gerätes ist durch die hermetisch abgedichtete Bedienfolie und die abnehmbare Halterung besonders bequem. Handstück und Kabel besitzen eine ausgezeichnete Wärmeisolierung. Hitzebeständigkeit, Schutz vor Verknötung und Knicken, Komfort beim Halten und eine Farberkennung für die jeweilige Temperaturzuweisung.

Waxlectric II mit 2 Heizgriffen
und je 1 Sonde klein und groß
461 973 | 1 Stck. | € 415,00
€ 355,00



355,-



Fujirock® EP - Premium Line -20%

Die Superhartgipse der Klasse 4 werden für die Herstellung von Meistermodellen verwendet und dienen im Speziellen dazu, präzise Stumpfmodelle herzustellen, die den Anforderungen moderner Dentallabore entsprechen.

Fujirock® EP Premium, ist ein optimierter Superhartgips für Hochpräzisionstechniken wie großspannige Implantate und komplexe, vollkeramische Arbeiten.

Farbe	4 kg	11 kg
Pastell Yellow	947 960	947 961
Polar White	947 962	–
Inca Brown	947 963	–
Titanium Grey	947 964	–
1 Pckg.	€ 40,00 € 32,00	€ 88,50 € 70,80



11 kg
70,80

Fujirock® EP - Classic Line -20%

Fujirock® EP Classic, ist ein „klassischer“ Superhartgips, ideal für alle Arten der prothetischen Versorgung.

Topaz Beige:

5 kg
147 969 | 1 Pckg. | € 48,80
€ 38,90

Golden Brown:

5 kg
147 966 | 1 Pckg. | € 43,80
€ 34,90
12 kg
147 987 | 1 Pckg. | € 83,80
€ 66,90



12 kg
66,90

Base Stone -10%

BASE STONE ist ein spezieller Superhartgips des Typs 4 als Grundlage für bezahnte Bögen und Gegenkiefermodelle. Aufgrund seiner anpassbaren Viskosität kann BASE STONE ohne Änderung der physikalischen Eigenschaften in dünnflüssiger oder thixotroper Konsistenz eingesetzt werden.

Zusammen mit Fujirock EP Classic und Premium können Sie Farbkombinationen herstellen, welche die Grundlage ihrer Ästhetik bilden.

Farbe	12 kg
Terracotta Red	947 965
Royal Blue	947 966
1 Pckg.	€ 52,50 € 47,30



47,30



GC

Initial™ IQ ONE SQIN Set

-24%

Keramisches Konzept bestehend aus malbaren Farb- und Strukturmassen für die ästhetische Umsetzung von monolithischen und vestibulär reduzierten Verbländgerüsten aus Zirkonoxid oder LDS-Vollkeramik. Mit der GC Initial IQ ONE SQIN-Technik werden effiziente und hochästhetische Ergebnisse erzielt. Diese sind den konventionell geschichteten Restaurationen ebenbürtig, können jedoch mit einem deutlichen Zeitgewinn verarbeitet werden. Anwendbar im Front- als auch Seitenzahnbereich. Leichtes Modellieren - einfache Anpassung von Form und Oberflächenstruktur, Selbstglasierender Effekt, 3D Oberflächenstruktur und Ästhetik. Verfeinerte Mischung aus feldspaltbasierter Keramik, perfekt abgestimmt für das Micro-Layering-Konzept.

System Set:

- je 3 g SPS Stain 1, 2, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 20
- 10 g SPS Glaze Fluo GL-FLUO
- 25 ml SPS Glaze Liquid
- je 4 g Lustre Paste ONE Neutral L-N, L-NFL, Lustre Paste ONE Body L-A, L-B, L-C, L-D, Lustre Paste ONE Enamel Effect L-3, L-6, L-8, L-9, L-10, OP
- 8 ml Lustre Paste ONE Diluting Liquid, Lustre Paste ONE Refresh Liquid
- je 1 x 10 g SQIN Powder Dentin A, B, C, D, BL-D
- je 10 g SQIN Powder Enamel E-57, E-58, E-59, E-60, BL-E, SQIN Powder Booster TO, SQIN Powder GUM light, dark, neutral
- 25 ml SQIN Form & Texture Liquid,
- 1 Lustre Paste ONE Mixing Dish
- 1 Lustre Paste ONE Brush 00 + 2
- 1 Lustre Paste ONE Plastic Cover
- 1 SQIN Technical Manual
- 1 Lustre Paste ONE Colour Chart
- 1 SPS Colour Chart

848 927 | 1 Pckg. | € 1.325,00
€ 990,00

GC



Initial™ IQ Lustre Paste ONE SET -17%

Universelle Keramik-Malfarben für die komplette Initial-Keramik-Linie. Die 3-dimensional-wirkenden Lustre Pastes bestehen aus fein abgestimmten Keramikpartikeln und verleihen Ihren Restaurationen Farbtiefe und naturgetreue Transluzenz. Sie können in einer stärkeren Schicht aufgetragen werden und garantieren ein unübertroffenes, vitales Erscheinungsbild sowie natürlichen Oberflächenglanz. Speziell entwickelt, um die Fluoreszenz von monolithischen Restaurationen zu erhöhen. Unter Verwendung von Lustre Neutral FLUO (L-NFL) kann das Fluoreszenzniveau zusätzlich verstärkt werden.

System Set:

- je 1 x 4 g Neutral L-N, Neutral Fluo L-NFL, Value L-V, Opal L-OP
- je 1 x 4 g Body Shades L-A, L-B, L-C, L-D
- je 1 x 4 g Enamel Effect Shades L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L-10
- je 1 x 8 ml Diluting Liquid, Refresh Liquid
- 1 Mixing Dish
- 1 Brush 00
- 1 Brush 2
- 1 Plastic Cover
- 1 Technical Manual
- 1 IQ LP ONE Colour Chart

848 902 | 1 Pckg. | € 750,00
€ 598,00



990,-

598,-

Sekundenkleber Nr. 1733 Typ 2000 -15%

Kraftvoller, schnell abbindender Universalkleber für Gips, Metall, Kunststoff und Keramik. Speziell zum Kleben von trockenem Gips (mehr als 1 – 2 Tage alt). Viskosität ca. 18 MPa.

6 Flaschen à 5 g

061 935 | 1 Pckg. | € 23,90
€ 20,30

6 Flaschen à 10 g

061 925 | 1 Pckg. | € 34,90
€ 29,70



ab **20,30**

Celtra Ceram / Celtra Press -10%

Hochfeste Glaskeramik, die durch Zirkonoxid-verstärktes Lithium-Silikat für die konventionelle Presstechnik einsetzbar ist. Das zahnfarbene feinkristallisierte Material macht das konventionelle Pressen noch innovativer, es kann direkt nach dem Pressen bemalt und der Glasurbrand durchgeführt werden. Das System besteht aus einer speziell abgestimmten Einbettmasse, den Presspellets und einer Verblendkeramik. Hohe Biegefestigkeit von über 500 MPa. Exzellente Farbgenauigkeit und Chamäleon-Effekt für einfache Farbanpassung an die umliegende Zahnsubstanz. Das Produkt lässt sich aufgrund der sehr geringen Reaktionsschicht schnell verarbeiten und leicht polieren.

Celtra Ceram Malfarben

Farbe	5 g
Body 0	987 865
Body 1	987 866
Body 2	987 867
Body 3	987 868
Body 4	987 869
Incisal i1	987 870
Incisal i2	987 871
violet	987 872
weiss	987 873
creme	987 874
sunset	987 875
kupfer	987 876
khaki	987 877
olive	987 878
mahagony	987 879
purple	987 880
rapberry	987 881
grey	987 882
chestnut	987 883
blue	987 884
pink	987 885
1 Pckg.	€ 48,50 € 43,60

Celtra Ceram Dentin

Farbe	15 g
A1	987 800
A2	987 801
A3	987 802
A3,5	987 803
A4	987 804
B1	987 805
B2	987 806
B3	987 807
B4	987 808
C1	987 809
C2	987 810
C3	987 811
C4	987 812
D2	987 813
D3	987 814
D4	987 815
BL2	987 816
BL3	987 817
BL4	987 818
1 Pckg.	€ 37,50 € 33,80

Celtra Press LT

Farbe	5 x 3 g	3 x 6 g
A1	987 907	987 927
A2	987 908	987 928
A3	987 909	987 929
B1	987 912	987 932
B3	987 914	987 934
C1	987 916	987 936
C3	987 918	987 938
D2	987 920	987 940
D3	987 921	987 941
1 Pckg.	€ 102,90 € 92,60	€ 124,00 € 111,90

Celtra Press HT

Farbe	5 x 3 g	3 x 6 g
i1	987 990	987 995
i2	987 991	987 996
i3	987 992	987 997
1 Pckg.	€ 102,90 € 92,60	€ 124,00 € 111,90



Celtra Press MT

Farbe	5 x 3 g	3 x 6 g
A1	987 947	987 966
A2	987 948	987 967
A3	987 949	987 968
B1	987 952	987 971
B3	987 954	987 973
C1	987 956	987 975
C3	987 958	987 977
D2	987 960	987 979
D3	987 961	987 980
1 Pckg.	€ 102,90 € 92,60	€ 124,00 € 111,90

Celtra Press MO

Farbe	5 x 3 g	3 x 6 g
MO 1	987 985	987 987
MO 2	987 986	987 988
1 Pckg.	€ 102,90 € 92,60	€ 124,00 € 111,90

Celtra Press LT/MT

Farbe	5 x 3 g	3 x 6 g
BL2	987 924	987 944
1 Pckg.	€ 102,90 € 92,60	€ 124,00 € 111,90

Celtra Ceram Dentin Effect

Farbe	15 g
DE1 (blue)	987 819
DE2 (green-brown)	987 820
DE3 (grey)	987 821
DE4 (orange-brown)	987 822
DE5 (pink)	987 823
DE6 (violet)	987 824
DE7 (yellow)	987 825
DE8 (white)	987 826
DE9 (orange)	987 827
1 Pckg.	€ 41,50 € 37,40

Celtra Ceram Enamel Effect

Farbe	15 g
EE1 (sunrise)	987 850
EE2 (violet)	987 851
EE3 (sunset)	987 852
EE4 (fog)	987 853
EE5 (sky)	987 854
EE6 (ivory)	987 855
1 Pckg.	€ 41,50 € 37,40

Celtra Ceram Add-on Gingiva

Farbe	15 g
G1 (pink)	987 860
G2 (reddish-pink)	987 861
G3 (salmon)	987 862
G4 (dark)	987 863
G5 (mahagony)	987 864
1 Pckg.	€ 41,50 € 37,40

Celtra Ceram Add-on Correction

Farbe	15 g
C1 (light)	987 856
C2 (medium)	987 857
C3 (dark)	987 858
C4 (transparent)	987 859
1 Pckg.	€ 37,50 € 33,80

Celtra Ceram Dentin Gingiva

Farbe	15 g
DG1 (pink)	987 828
DG2 (reddish-pink)	987 829
DG3 (salmon)	987 830
DG4 (dark)	987 831
DG5 (mahagony)	987 832
1 Pckg.	€ 41,50 € 37,40

Celtra Ceram Power Dentin

Farbe	15 g
PD1	987 833
PD2	987 834
PD3	987 835
PD4	987 836
PD5	987 837
PD6	987 838
1 Pckg.	€ 41,50 € 37,40

Celtra Ceram Enamel Opal

Farbe	15 g	50 g
EO1 (extra-light)	987 844	887 982
EO2 (light)	987 845	887 983
EO3 (medium)	987 846	887 984
EO4 (transparent)	987 847	887 985
EO5 (HT)	987 848	887 986
EO6 (LT)	987 849	887 987
1 Pckg.	€ 41,50 € 37,40	€ 98,90 € 88,90

Celtra Ceram Enamel

Farbe	15 g	50 g
E1 (extra-light)	987 839	887 977
E2 (light)	987 840	887 978
E3 (medium)	987 841	887 979
E4 (transparent)	987 842	887 980
E5 (white)	987 843	887 981
1 Pckg.	€ 37,50 € 33,80	€ 98,90 € 88,90

ab **33,80**





SIMPLEE® – günstig aber gut.

JETZT DEN DAUERTIEFPREIS NUTZEN!

SIMPLEE® SIMPLE GIPSE

SIMPLE ROCK

Kunststoffveredelter Klasse IV Gips zur Herstellung von Zahnkranz- und Modellguss-Modellen. Thixotrope Konsistenz mit niedriger Expansion.

Farbe	20 kg
goldbraun	700 910
pastellgelb	700 912
1 Karton	€ 58,00

SIMPLE FLOW

Dünnflüssiger Klasse IV Sockelgips. Gute Fließfähigkeit bei niedriger Expansion und glatter Oberfläche. Splitcast und Modellssockel bleiben blasenfrei und passgenau.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 913
grau	700 914
gelb	700 915
1 Karton	€ 52,00

SIMPLE STONE

Allround Super-Hart-Gips der Klasse IV. Universell einsetzbar zur Herstellung von Kontroll- und Meistermodellen, sowie für die Modellgusstechnik. Thixotropes Fließverhalten und schnell entformbar.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 920
grau	700 921
blau	700 922
goldbraun	700 923
1 Karton	€ 48,00

SIMPLE ORTHO

Synthetischer Klasse III Hartgips zur Herstellung von KFO-Modellen. Bleibt auch beim manuellen Anrühren blasenfrei. Cremige Konsistenz und glatte Oberfläche. Zusätzlich geeignet für die Erstellung von Reparatur-, Kontroll- und Gegenbiss-Modellen.

Farbe	20 kg
weiß	700 918
blau	700 919
1 Karton	€ 32,00

SIMPLE ART

Synthetischer Klasse III Artikulationsgips (formaldehydfrei). Sehr standfest mit erhöhter Klebekraft. Ein wegsacken des Modells bei der Artikulation bleibt aus.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 917
1 Karton	€ 36,00

ab **32,-**



SIMPLEE® SCAN SPRAY

Klassisches Mattierungs-Scan Spray mit einem feinen aber dichten Pulverfilm von 5 µm für den Laboralltag. Trocknet zügig nach dem Auftragen. Durch die erhöhte Dichte auch gut für das Abdecken von Metallrestaurationen geeignet. TiO2 frei. Farbe: weiß.

200 ml
093 994 | 1 Dose | € 19,90

19,90



SIMPLEE® PROTHESENFINISH

Glanzpray für Prothesen und Kunststoffe. Sorgt für einen gleichmäßigen seidenmatten Glanz mit Minzgeruch. Aus ca. 4–5 cm Entfernung aufsprühen und mit einem weichen Tuch leicht polieren.

75 ml
093 996 | 1 Dose | € 6,80

6,80



SIMPLEE® PINSELEINSÄTZE

100 Stck.:

fein, transparenter Schaft
300 100 | 1 Pckg. | € 3,65
medium, roter Schaft
300 101 | 1 Pckg. | € 3,65
groß, transparenter Schaft
156 103 | 1 Pckg. | € 3,65
ab 10 Pckgn.
einer Größe | je Pckg. | € 2,90

Halter für Simplee Micro Tips/Pinsel
156 101 | 1 Pckg. | € 0,99



fein

medium

groß



ab **0,99**

Palapress -10%

Kaltpolymerisierender Kunststoff für die Komplettierung von Modellgussprothesen.

Farbe	100 g	500 g	1 kg	Flüssigkeit, 80 ml 042 925 1 Fl. € 25,80 € 23,20
rosa	042 920	042 921	042 922	
rosa opak	–	–	042 934	
klar	142 920	142 921	142 922	Flüssigkeit, 500 ml 042 926 1 Fl. € 65,80 € 59,20
1 Pckg.	€ 29,80 € 26,80	€ 89,90 € 80,90	€ 119,80 € 107,80	



ab 26,80

PalaXpress -10%

Universell anwendbarer Prothesenwerkstoff zum Gießen (Komplettierung von Modellgussprothesen, Randgestaltung, Bruchreparaturen und indirekte Unterfütterungen). In Kombination mit dem Palajet Injektionsgerät lassen sich besonders passgenaue Prothesen herstellen.

Farbe	100 g	1 kg	Flüssigkeit, 500 ml 042 956 1 Fl. € 66,80 € 60,20
rosa	–	042 954	
rosa geadert	–	042 959	
rosa opak	042 948	042 949	
pink live	–	142 945	
klar	142 935	142 936	
1 Pckg.	€ 30,80 € 27,70	€ 120,80 € 108,80	

ab 27,70



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Signum universal bond

Signum universal bond ist ein 2-Komponenten Universal-Haftvermittler für die Kronen-, Brücken- und Modellgusstechnik. Das Bonding-System gewährleistet einen sicheren Haftverbund zwischen Verblendkompositen bzw. (meth-)acrylat-basierten Kunststoffen und Gerüstoberflächen aus Metall, Zirkondioxid sowie Hochleistungspolymeren (z. B. PEEK).

Set:
je 4 ml bond I, II
542 907 | 1 Set | € 195,00
€ 174,90

Signum universal bond I, 4 ml
542 908 | 1 Set | € 139,00
€ 124,90

Signum universal bond I, 4 ml
542 909 | 1 Set | € 85,90
€ 77,30

NEU -10%



ab 77,30

TopDent Ausbildungsset

13-teiliges Einsteigerset für die Ausbildung in der Zahntechnik.

Ausstattung:


- 1 Wachmodelliermesser mit löffelförmiger Wachsmulde klein
- 1 Wachmodelliermesser nach Fahnenstock groß
- je 1 LeCron Modellierinstrument klein und groß
- 1 Folienmesser
- 1 Folienschere gerade
- 1 Lötpinzette gebogen
- 1 Colledge Pinzette gebogen
- 1 Halteklemme gebogen
- 1 Gipsmesser mit Küvettenöffner
- 1 Ivanson Tasterzirkel Metall
- 1 Glättungspinsel
- 1 Bleistift

Ausbildungsset
035 900 | 1 Set | € 69,90
€ 62,90



-10%

62,90



KERA Keramik-Fräser

ab **10,90**

Aus weißer Hochleistungs-Keramik für Kunststoffe und Zirkonoxid-Gerüste vor dem Sintern.

Vorteile: Leichtes Gewicht, glatte Oberflächen und eine gutes Temperaturverhalten. Nicht geeignet für Metalle. Mit beiden Verzahnungen lassen sich Zirkonoxid-Gerüste vor dem Sintern bearbeiten: Formkorrekturen und Verputzen von Ansatzstellen.

Mittlere X-Verzahnung: Zum Ausarbeiten und Formfräsen von Kunststoffen.

Form	K423FX	K426X	K433X	9800
ISO Ø	023	023	016	055
Art.-Nr.	731 990	731 989	731 988	732 006
Pckg. à 2 Stck.	€ 27,50 € 23,40	€ 27,50 € 23,40	€ 27,50 € 23,40	€ 12,90 € 10,90

2-in-1-Polierer zur Weißlingsbearbeitung (mittel + fein)

ZIRAMANT ab 9,70

Spezial-Diamantschleifer für die Bearbeitung von Zirkonoxidkeramik. Für die Labor-Turbine mit Wasserkühlung. FG-Schaft Ø 1,6 mm.

FG lang: Für alle Standard-Korrekturen an Zirkonoxidkeramik Gerüsten.

FG x-lang: Beseitigung von Frühkontakten in langen, schlanken Kronen. Drehzahlempfehlung: 200.000 – 180.000 UpM mit Spraykühlung.

Figur	FG 6379Z lg	FG 6855Z lg	FG 6860Z lg	FG 6801LZ x-lg	FG 6838LZ x-lg
Größe	023	025	014	014	012
Art.-Nr.	331 936	331 937	331 938	331 939	331 940
Pckg. à 2 Stck.	€ 14,95 € 12,70	€ 16,20 € 13,80	€ 13,90 € 11,80	€ 11,40 € 9,70	€ 11,40 € 9,70

ZIRAMANT-Schleifer

ab **9,70**

Mit Spezialdiamantierung für gesintertes Zirkonoxid. Empfohlener Drehzahlbereich 140.000 – 160.000 U/Min.

Korrektur von Abutments: Mischkörnung mittel/mittel – 126/91 µm

Trepanieren von Restaurationen: Mischkörnung grob/mittel – 151/91 µm

Feinkorrektur: Mischkörnung fein/fein – 40/60 µm

	Mischkörnung fein/fein				Mischkörnung mittel/mittel			Mischkörnung grob/mittel			
Figur	8801LZ	8838LZ	8855Z	8860Z	379Z	855Z	862Z	6801Z	6801Z	6801Z	6831RZ
FG	X-lang	X-lang	lang	lang							
ISO	011	009	021	010	014	014	016	010	014	018	014
Art.-Nr.	831 823	831 824	732 004	732 005	831 822	831 820	831 821	231 860	831 825	831 826	231 861
Pckg. à 2 Stck.	€ 11,40 € 9,70	€ 11,40 € 9,70	€ 14,90 € 12,70	€ 11,90 € 10,20	€ 12,95 € 10,90	€ 12,95 € 10,90	€ 16,20 € 13,80	€ 11,40 € 9,70	€ 11,40 € 9,70	€ 11,40 € 9,70	€ 11,40 € 9,70

ZIRK POL DIA

ab **13,50**

Diamant durchsetztes Zwei-Stufen-Gummipolierer System für Zirkonrestaurationen. Mittel: Vorpolitur, fein: Hochglanzpolitur.

Rosa/fein:

Flamme 9864/040, 2 Stck.

731 997
1 Pckg. | € 18,90
€ 15,90

Scheibe 9863/260, 1 Stck.

731 998
1 Pckg. | € 36,90
€ 31,40

Twist 9865/170, 1 Stck.

731 999
1 Pckg. | € 15,90
€ 13,50

Rad 9866/170, 2 Stck.

732 000
1 Pckg. | € 21,90
€ 18,60

Türkis/mittel:

Flamme 9854/040, 2 Stck

731 993
1 Pckg. | € 18,90
€ 15,90

Scheibe 9853/260, 1 Stck.

731 994
1 Pckg. | € 36,90
€ 31,40

Twist 9855/170, 1 Stck.

731 995
1 Pckg. | € 15,90
€ 13,50

Rad 9856/170, 2 Stck.

731 996
1 Pckg. | € 21,90
€ 18,60

Zirkon Workflow Set

355,-

Von der Rohlingsbearbeitung bis zur Politur alles in einem Set. Alle Schritte der Bearbeitung werden mit den speziell entwickelten Instrumenten durchgeführt. Vom Rautrennen, Verputzen und Strukturieren über das Polieren und Ausdünnen der Ränder bis hin zur Endpolitur – alles aus einer Hand.

DIA-Hochglanzpolierpaste 3µ, 5 ml
731 992 | 1 Pckg. | € 45,90
€ 38,90

- 1x 2 in 1 Polierer
 - 3 KERA Keramik-Fräser
 - 2 Diamantschleifer
 - 8 ZIRAMANT Schleifer
 - 8 Diamantpolierer
 - 1 Polierbürste Borste hart,
 - 1 Hochglanzpolierpaste 3µ
- 731 991 | 1 Set | € 419,90
€ 355,00



Diamantschleifkörper

ab **21,90**

Schleifsteine mit Diamantbindung geringere Hitzeentwicklung zur Bearbeitung von Keramik und Zirkon auch ohne Wasserkühlung.

2 Stck.:

D702/120
732 002 | 1 Pckg. | € 33,90
€ 28,80

D723/040
732 003 | 1 Pckg. | € 25,90
€ 21,90



Pferdehaarbürsten

8,40

Borste hart, zur Hochglanzpolitur von Zirkon und Keramik.

9736/140, 6 Stck.

732 001 | 1 Pckg. | € 9,90
€ 8,40



M+W select ZIRCON DISC

M+W Zircon Disc mit Schulter eignen sich zur Verwendung im Wieland ZenoTec System und in vielen offenen Systemen.

Ø 98 x 14 mm

074 937 | 1 Stck. | € 129,00
€ 115,90

Ø 98 x 16 mm

074 938 | 1 Stck. | € 153,00
€ 137,70

Ø 98 x 18 mm

074 939 | 1 Stck. | € 159,00
€ 142,90

Ø 98 x 20 mm

074 940 | 1 Stck. | € 179,00
€ 160,90

Ø 98 x 22 mm

074 941 | 1 Stck. | € 195,00
€ 175,50

Ø 98 x 25 mm

074 942 | 1 Stck. | € 219,00
€ 196,90

ab 115,90

-10%



M+W select ZIRCON DISC HT

Hochtransluzentes, isostatisch gepresstes Zirkon. Durch eine hohe Biegefestigkeit können bis zu 14-gliedrige Brückengerüste oder Vollanatomische Restaurationen gefertigt werden. Zur Verwendung in vielen offenen Systemen.

Ø 98 x 14 mm

274 915 | 1 Stck. | € 135,00
€ 121,50

Ø 98 x 16 mm

274 916 | 1 Stck. | € 155,00
€ 139,50

Ø 98 x 18 mm

274 917 | 1 Stck. | € 169,00
€ 151,90

Ø 98 x 20 mm

274 918 | 1 Stck. | € 185,00
€ 166,50

Ø 98 x 22 mm

274 919 | 1 Stck. | € 205,00
€ 184,50

Ø 98 x 25 mm

274 920 | 1 Stck. | € 225,00
€ 202,50

ab 121,50

-10%



M+W select ZIRCON DISC UHT

Isostatisch gepresste Zircon Disc mit höchster Transluzenz und einer Biegefestigkeit von 600 Mpa für bis zu 3-gliedrige Gerüste und vollanatomische Restaurationen. 20% mehr Lichtdurchlässigkeit und über 65% höhere Festigkeitswerte als Lithium Disilikat Glaskeramik.

Ø 98 x 14 mm

274 906 | 1 Stck. | € 135,00
€ 121,50

Ø 98 x 16 mm

274 907 | 1 Stck. | € 155,00
€ 139,50

Ø 98 x 18 mm

274 908 | 1 Stck. | € 175,00
€ 157,50

Ø 98 x 20 mm

274 909 | 1 Stck. | € 185,00
€ 166,50

ab 121,50

-10%



M+W select EINFÄRBEFLÜSSIG

Die M+W Einfärbeflüssigkeit ist zum Einfärben von Zirkondioxid-Gerüsten im vorgesinterten Weißlingzustand geeignet. Die Tauch-Farblösung auf Wasserbasis kann bei zu hoher Intensität der Farbe mit destilliertem Wasser verdünnt werden. Sie enthält keine Säuren und greift daher weder Metallinstrumente, Arbeitsflächen oder die Heizelemente des Sinterofens an. Da die M+W Einfärbeflüssigkeit keine öligen Substanzen enthält, kann die volle Kapillarwirkung des Zirkons ausgenutzt werden, sie dringt schnell und tief in das Zirkongerüst ein. Beim Abtrennen der Sinterdrops, Verbindungsstege oder beim Nachfräsen von Teleskopen entstehen somit keine helleren Stellen oder Flecken.

26,30

-10%

Farbe 100 ml

A1 074 944

A2 074 945

A3 074 946

A3,5 074 947

A4 074 948

B1 074 949

B2 074 950

B3 074 951

B4 074 952

C1 074 953

C2 074 954

C3 074 955

C4 074 956

D2 074 957

D3 074 958

D4 074 959

1 Pckg. € 29,20
€ 26,30





TITAN 5 DISC

Titanblank aus hochwertiger Titan-Aluminium-Legierung (Grade 5), der mit seinen hohen Bruch- und Härtewerten in der Kronen- und Brückentechnik sowie für Steg- bzw. Suprakonstruktionen verwendet werden kann. Für die Verblendung kann jede handelsübliche Titan-Aufbrennkeramik verwendet werden.

Ø 98 x 12 mm

374 931 | 1 Stck. | € 129,00
€ 115,90

Ø 98 x 13,5 mm

374 932 | 1 Stck. | € 145,00
€ 130,50

Ø 98 x 15 mm

374 933 | 1 Stck. | € 159,00
€ 142,90

Ø 98 x 16 mm

374 934 | 1 Stck. | € 165,00
€ 148,50

Ø 98 x 18 mm

374 935 | 1 Stck. | € 183,00
€ 164,70

Ø 98 x 20 mm

374 936 | 1 Stck. | € 199,00
€ 178,90

Ø 98 x 22 mm

374 937 | 1 Stck. | € 209,00
€ 187,90

Ø 98 x 24,5 mm

374 938 | 1 Stck. | € 225,00
€ 202,50



ab 115,90

-10%



PEEK DISC

Biokompatibler, allergiefreier Hochleistungskunststoff aus Polyetheretherketon (PEEK) zur Herstellung von Kronen, Brücken, Prothesenbasen, metallfreien Suprakonstruktionen sowie für primäre, sekundäre und tertiäre Konstruktionen. Dieses flexible und geschmacksneutrale Material bietet durch sein geringes Gewicht einen hohen Tragekomfort, zudem ist es durch seine glatte Oberflächenstruktur sehr Plaque resistent.

Farbe

Ø 98 x 15 mm

Ø 98 x 20 mm

Ø 98 x 25 mm

hellgrau (light)

374 907

374 908

374 909

Dentin A2 medium

374 910

374 911

374 912

pink (rose)

374 913

374 914

374 915

1 Stck.

€ 209,00
€ 187,90

€ 235,00
€ 211,50

€ 280,00
€ 251,90



ab 187,90

-10%



PMMA DISC

PMMA Blank aus hochwertigem, eingefärbtem Polymethylmethacrylat zur Herstellung von Kronen, Brücken und Knirscherschienen. Geeignet auch als Provisorium oder Langzeitprovisorium. Das Material kann mit Kunststoffen oder Kompositen verblendet und individuellisiert werden. Für noch mehr Charakterisierungsmöglichkeiten sind die Blanks in den Farben clear, A1, A2, A3 und B1 erhältlich.

Ø 98 x 15 mm:

clear
374 916 | 1 Stck. | € 52,90
€ 47,60

A1
374 919 | 1 Stck. | € 51,50
€ 46,40

A2
374 922 | 1 Stck. | € 51,50
€ 46,40

A3
374 925 | 1 Stck. | € 51,50
€ 46,40

B1
374 928 | 1 Stck. | € 51,50
€ 46,40

Ø 98 x 20 mm:

clear
374 917 | 1 Stck. | € 58,90
€ 52,90

A1
374 920 | 1 Stck. | € 54,90
€ 49,50

A2
374 923 | 1 Stck. | € 54,90
€ 49,50

A3
374 926 | 1 Stck. | € 54,90
€ 49,50

B1
374 929 | 1 Stck. | € 54,90
€ 49,50

Ø 98 x 25 mm:

clear
374 918 | 1 Stck. | € 64,90
€ 58,40

A1
374 921 | 1 Stck. | € 59,90
€ 53,90

A2
374 924 | 1 Stck. | € 59,90
€ 53,90

A3
374 927 | 1 Stck. | € 59,90
€ 53,90

B1
374 930 | 1 Stck. | € 59,90
€ 53,90



-10%

ab 46,40



PMMA DISC ML

5-schichtige PMMA Disc aus hochwertigem, eingefärbtem Polymethylmethacrylat zur Herstellung von Kronen und Brücken. Auch als Provisorium oder Langzeitprovisorium geeignet. Das Material ist extrem plaque-resistent und kann mit Kunststoffen und Kompositen verblendet und individualisiert werden. Durch die 5 Schichten wird ein extrem natürlicher Farbverlauf für wundervoll lebendige und natürlich wirkende Restaurationen erreicht.

Farbe Ø 98 x 15 mm Ø 98 x 20 mm

A1 274 887 274 891

A2 274 888 274 892

A3 274 889 274 893

B1 274 890 274 894

1 Stck. € 89,00 € 95,00
€ 79,90 € 85,50



ab 79,90

-10%



SUPER SPLINT

Hochvernetzte Polyamid Disc. Praktisch unzerbrechlich und damit geeignet für die Herstellung von kieferorthopädischen Schienen mit nur 0,5 mm Stärke. Das Material bleibt flexibel und hat eine sehr sanft und weich gleitende Oberfläche für ein angenehmes Tragegefühl. Ebenso sind Provisorien und Langzeitprovisorien optimal realisierbar sowie permanente Kronen- und Brückenrestaurationen. Durch die minimale Wasseraufnahme entstehen weder Verfärbungen noch Mundgeruch. Farbe: klar.

Ø 98 x 15 mm

274 904 | 1 Stck. | € 35,00
€ 31,50

Ø 98 x 20 mm

274 905 | 1 Stck. | € 49,00
€ 43,90



ab 31,50

-10%



MODELLSOCKELFORMER OK/UK

Aus elastischem Gummi für ein sauberes und exaktes Ausformen der Modellsöckel. Das Material ist robust und pflegeleicht.

klein		
300 922	1 Stck.	€ 4,80
		€ 4,10
groß		
300 923	1 Stck.	€ 5,10
		€ 4,30
x-groß		
300 924	1 Stck.	€ 5,40
		€ 4,60



ab 4,¹⁰

-15%



SPLITCAST-SOCKELFORMER

Aus robustem, pflegeleichtem Gummi. Für die Splitcast-Technik geeignet.

für Oberkiefer,
Maße (B x T x H): 86 x 65 x 16 mm
076 908 | 1 Stck. | € 6,20
€ 5,30

für Unterkiefer,
Maße (B x T x H): 87 x 65 x 16 mm
076 909 | 1 Stck. | € 6,20
€ 5,30



für Oberkiefer



für Unterkiefer

5,³⁰

-15%



SOCKELFORMER

Größe S inkl. Gummiring, grau (7 cm)
076 951 | 1 Stck. | € 29,30
€ 24,90

Größe L inkl. Gummiring, blau (8 cm)
076 952 | 1 Stck. | € 29,30
€ 24,90

Größe XL inkl. Gummiring, schwarz (9 cm)
076 953 | 1 Stck. | € 29,30
€ 24,90



Größe XL



Größe L



Größe S

-15%

24,⁹⁰



MAGENT SPLIT-SYSTEM

Zum schnellen Herausnehmen von Modellen aus dem Artikulator.

Rundmagnete

10 Stck.:
Rundmagnete (Ø 20 mm)
000 975 | 1 Pckg. | € 4,40
€ 3,70

Magnettöpfe (Außen-Ø 25 mm, Innen-Ø 23 mm)
000 976 | 1 Pckg. | € 6,20
€ 5,30

Haftscheiben (Ø 25 mm)
000 977 | 1 Pckg. | € 5,80
€ 4,90

100 Stck.:
Rundmagnete (Ø 20 mm)
000 973 | 1 Pckg. | € 29,80
€ 25,30

Magnettöpfe (Außen-Ø 25 mm, Innen-Ø 23 mm)
000 974 | 1 Pckg. | € 49,00
41,70

Haftscheiben (Ø 25 mm)
000 978 | 1 Pckg. | € 46,00
€ 39,20



ab 3,⁷⁰

-15%



Haftscheiben

Magnettöpfe



MAGENT SPLIT-SYSTEM MINI

Die kleinen Magnete und Magnettöpfe sind besonders bei flachen Sockeln sehr günstig, da platzsparend. Der Neodym-Magnet ist dabei sehr kräftig.

Rundmagnete flach

10 Stck.:
Rundmagnete flach 20 x 2 mm
000 997 | 1 Pckg. | € 21,80
€ 18,50

Magnettöpfe flach 20 x 4 mm
000 998 | 1 Pckg. | € 10,80
€ 9,20



Magnettöpfe flach

ab 9,²⁰

-15%



SUBIBOND SEKUNDENKLEBER

Universeller Cyanoacrylatkleber mit besonders hoher Klebekraft. Klebt in Sekunden alle Materialien. Der niedrigviskose Kleber dient zur Anwendung bei feinen Klebearbeiten, z. B. gebrochenen Stümpfen bei Sägemodellen. Für grob gebrochene Objekte mit kleinen Lücken, die gefüllt werden müssen, ist der mittellviskose Kleber bestens geeignet. Lagerstabil bis zu 1 Jahr. Lagerung: kühl, trocken und dunkel.

Viskosität	5 g	10 g
niedrigviskos	093 980	093 981
mittellviskos	093 982	000 905
je Fl.	€ 3,30	€ 3,90
	€ 2,80	€ 3,30
ab 5 Flaschen, je Fl.	€ 2,90	€ 3,50
	€ 2,40	€ 2,90



-15%

ab **2,40**



GIPSMODELLSÄGE

Gipsmodellsäge mit 130 mm Sägeblattlänge. Die Sägeblätter werden durch die Spannung des Sägebogens fixiert. Die Schrauben und Befestigungsteile fallen dadurch weg und ermöglichen ein schnelles und einfaches Wechseln der Sägeblätter.

Gipsmodellsäge

054 908 | 1 Stck. | € 19,90
€ 16,90

Sägeblätter 130 mm, 12 Stck.

054 909 | 1 Pckg. | € 16,80
€ 14,30

ab **14,30**

-15%



LAUBSÄGEN

Sägeblätter, 12 Stck.:

mittel (2)

031 917 | 1 Pckg. | € 4,60
€ 3,90

fein (1)

031 918 | 1 Pckg. | € 4,60
€ 3,90

x-fein (2/0)

031 919 | 1 Pckg. | € 4,60
€ 3,90

-15%

ab **3,90**

Laubsägebogen und -blätter für Metalle.
Länge 130 mm.

Sägebogen

031 916 | 1 Stck. | € 24,50
€ 20,80



SÄGEBLÄTTER FÜR PINDEX

Länge 120 mm.

12 Stck.:

Stärke 0,18 mm

054 910 | 1 Pckg. | € 10,40
€ 9,40

Stärke 0,25 mm

054 911 | 1 Pckg. | € 9,95
€ 8,90

-10%

ab **8,90**



HARTMETALL-SÄGEBLÄTTER

Aus Vollhartmetall, feingezahnt.

Ø 80/19 mm, Stärke 0,3 mm
(Harnisch + Rieth S-G 303)

031 911 | 1 Pckg. | € 154,00
€ 138,60

Ø 80/16 mm, Stärke 0,3 mm
(Heraeus CL-MS + Model Tray)

031 912 | 1 Pckg. | € 149,00
€ 133,90



ab **133,90**

-10%



SCHLEIFKAPPEN

Die preiswerte Alternative zum Zahnkranz-Modellschleifer. Damit lassen sich die Zahnkränze schnell und einfach beschleifen. Tragen effizient ab und sind auch zum Beschleifen von Kunststoffen geeignet. Bitte max. Drehzahl von 24.000 U/Min. beachten.

Schleifkappenträger konisch

074 910 | 1 Stck. | € 15,50
€ 13,90

Schleifkappen konisch K-080 (grün),
10 Stck.

074 911 | 1 Pckg. | € 20,40
€ 17,30

Schleifkappenträger zylindrisch

074 912 | 1 Stck. | € 15,80
€ 14,20

Schleifkappen zylindrisch K-080,
50 Stck.

074 913 | 1 Pckg. | € 37,80
€ 33,90

Schleifkappen zylindrisch K-120,
50 Stck.

074 914 | 1 Pckg. | € 37,80
€ 33,90

Bis zu
-15%

ab **13,90**



konisch



zylindrisch

M+W select POLY RESIN **NEU**

Schnellhärtender rückstandfrei verbrennender Modellierkunststoff (Kaltpolymerisat), geeignet für: Konuskronen, Geschiebe- und Sekundärteile, Teleskopkronen, Riegelkonstruktionen, Ankerbandkronen ect., Inlays, Sublingualbügel, Palatinalkonstruktionen, Verbindungsteile, Klammern, Lötfixierung bei der Einbettung.

SET

(50 ml Flüssigkeit, 100 g Pulver, 1 Silikonbecher 5 ml, 3 PE-Becher 25 ml, Pinsel):

rot
093 983 | 1 Set | € 39,90
€ 35,90

dentin
093 984 | 1 Set | € 39,90
€ 35,90

Pulver rot:

100 g
093 987 | 1 Fl. | € 25,80
€ 23,20

300 g
093 988 | 1 Fl. | € 53,20
€ 47,90

Flüssigkeit:

100 ml
093 985 | 1 Fl. | € 25,80
€ 23,20

250 ml
093 986 | 1 Fl. | € 46,80
€ 42,20



-10%

ab **23,20**

M+W select SIOPLAST-T

Extraharte Silikonnetmasse speziell für den Einsatz in der Zahntechnik. Weiche, geschmeidige Anfangskonsistenz, klebefrei, hitzebeständig, hohe Dimensionsstabilität, exakte Detailwiedergabe. Problemlose Anwendung bei Kalt- und Heißpolymerisaten. Kurze Abbindezeit durch »Speed-Pastenhärter«.

Farbe:

- mint-grün (Shore A 85)
- violett-rot (Shore A 95)

	Dose, 900 ml (1,6 kg)	Eimer, 5,5 l (10 kg)
Shore A 85	053 250	053 251
Shore A 95	300 977	300 978
je Pckg.	€ 21,80 € 19,60	€ 87,50 € 78,80

Sioplast T Pastenhärter, 60 ml
153 900 | 1 Tube | € 13,25
€ 11,90

ab 3 Tuben | je Tube | € 12,75
€ 11,40



-10%

ab **11,40**

M+W select SIOPLAST BS SCAN

Schwerfließendes, scanbares Bissregistrat auf Polyvinylsiloxanbasis, additionsvernetzend. Speziell für die puderfreie optische 3D-Registrierung und Datenerfassung im CAD/CAM/CIM-Bereich. Hohe optische Reflektivität und dauerhafte Dimensionsstabilität zeichnen das Produkt aus. Durch die hohe Endhärte extrem gut fräsbearbeitbar. Angenehmer Minzgeschmack, Farbe gelb.

2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün

153 235 | 1 Pckg. | € 38,95
€ 34,90



-10%

34,90

M+W select SIOPLAST LAB

2-Komponenten-Knetsilikon (additionsvernetzend) für die anspruchsvolle Zahntechnik.

- Optimale Shore-Härte (90 Shore A)
- Einfach und problemlos 1:1 anzumischen
- Kein Pastenhärter notwendig, daher sauberes Arbeiten
- Hohe Dimensionsstabilität
- Exakte Detailwiedergabe
- Kochfest

je 420 ml A+B (ca. 1,6 kg)
053 245 | 1 Pckg. | € 47,50
€ 42,80

je 2.770 ml A+B (ca. 10 kg)
053 246 | 1 Pckg. | € 189,80
€ 169,90



ab **42,80**

-10%

M+W select SIOPLAST LAB TRANSPARENT

Additionsvernetztes Kartuschenmaterial. Das transparente Vorwallsilikon ist hervorragend geeignet zur Abformung von WAX-up's oder teilprothetischen Fertigstellungen. Das Material ermöglicht die Lichtpolymerisation von licht-härtenden K+B Kunststoffen durch den Vorwall und dient auch als einfache Sichtkontrolle bei Komplettierungen von teilprothetischen Fertigstellungen mit Prothesenkunststoffen. Das 1:1 Silikon ist dimensionsstabil, reißfest und verfügt über eine Endhärte von 70 Shore A.

2 x 50 ml + Tips
300 975
1 Pckg. | € 34,80
€ 31,30



-10%

31,30

MW select KOPIDUR

Ø 120 mm:

Stärke 1,0 mm, 10 Stck.

266 965 | 1 Pckg. | € 14,90
€ 13,40

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 13,90
€ 12,40

Stärke 1,5 mm, 10 Stck.

266 966 | 1 Pckg. | € 16,90
€ 15,20

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 15,90
€ 14,20

Stärke 2,0 mm, 10 Stck.

266 967 | 1 Pckg. | € 21,50
€ 19,30

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 20,50
€ 18,30

Ø 125 mm:

Stärke 1,0 mm, 10 Stck.

266 968 | 1 Pckg. | € 15,20
€ 13,70

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 14,20
€ 12,70

Stärke 1,5 mm, 10 Stck.

266 969 | 1 Pckg. | € 17,50
€ 15,70

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 16,50
€ 14,70

Stärke 2,0 mm, 10 Stck.

266 970 | 1 Pckg. | € 22,90
€ 20,60

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 21,90
€ 19,60

-10% ab **12,40**

Transparente hartelastische Platte, verbindet sich mit Autopolymerisat.
Anwendung: Aufbiss-, Miniplast- und Retentionsschienen, prov. Kronen und Brücken, Fluorid- und Interimsschienen.



MW select KOPISOFT

Ø 120 mm:

Stärke 1,5 mm, 10 Stck.

266 975 | 1 Pckg. | € 13,50
€ 12,20

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 12,50
€ 11,20

Stärke 2,0 mm, 10 Stck.

266 976 | 1 Pckg. | € 18,20
€ 16,40

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 17,20
€ 15,40

Stärke 3,0 mm, 10 Stck.

266 977 | 1 Pckg. | € 22,90
€ 20,60

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 21,90
€ 19,60

Ø 125 mm:

Stärke 1,5 mm, 10 Stck.

266 978 | 1 Pckg. | € 13,90
€ 12,50

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 12,90
€ 11,50

Stärke 2,0 mm, 10 Stck.

266 979 | 1 Pckg. | € 18,90
€ 16,90

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 17,90
€ 15,90

Stärke 3,0 mm, 10 Stck.

266 980 | 1 Pckg. | € 23,20
€ 20,90

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 22,20
€ 19,90

-10% ab **11,20**

Gummiartige weichelastische Folie, die sich nicht mit Autopolymerisat verbindet.
Anwendung: Mundschutz, Knirscherschutz, Positioner und Dublierformen.



MW select KOPILEN

Diese zähe elastischen Folien verbinden sich nicht mit Autopolymerisat.

Anwendung: Bleich-, Ätz- und Medikamentenschienen, Bracket-Transfermasken, Gießmasken für prov. Kronen und Brücken, Gussköppchen und Dublierformen.

Ø 120 mm:

Stärke 0,5 mm, 10 Stck.

366 909 | 1 Pckg. | € 6,50
€ 5,80

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 5,50
€ 4,80

Stärke 0,8 mm, 10 Stck.

266 972 | 1 Pckg. | € 9,50
€ 8,50

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 8,50
€ 7,50

Ø 125 mm:

Stärke 0,5 mm, 10 Stck.

366 908 | 1 Pckg. | € 6,90
€ 6,20

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 5,90
€ 5,20

Stärke 0,8 mm, 10 Stck.

266 974 | 1 Pckg. | € 9,90
€ 8,90

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 8,90
€ 7,90

-10% ab **4,80**



MW select KOPISOFT BLEACH

Diese elastische Folie ist speziell zur Herstellung von Bleichschienen geeignet. Sie verbindet sich nicht mit Acrylat.

Ø 120 mm:

Stärke 1,0 mm, 10 Stck.

366 911 | 1 Pckg. | € 13,90
€ 12,20

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 12,90
€ 11,50

Ø 125 mm:

Stärke 1,0 mm, 10 Stck.

366 913 | 1 Pckg. | € 13,90
€ 12,20

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 12,90
€ 11,50

-12% ab **11,50**



MW select FOLIENSCHERE

Edelstahl, rostfrei, 11,5 cm.

gerade

181 969 | 1 Stck. | € 9,20
€ 7,50

gebogen

181 970 | 1 Stck. | € 9,20
€ 7,50

ab 5 Stck.
einer Form

| je Stck. | € 8,80
€ 6,90



ab **6,90**

-18%

M+W select SCANGIPS

Dieser spezielle Gips wurde für die opto-elektronische Abtastung in jedem Scanner entwickelt. Er verhindert störende Reflektionen in den definierten Wellenbereichen und macht eine nachträgliche Behandlung mit Scansprays überflüssig. Durch seine kurze Abbindezeit von ca. 9 Min. eignet sich der Gips hervorragend, um Behandlungen in nur einer Chairside Sitzung vorzunehmen.

elfenbein, 5 kg

093 918 | 1 Eimer | € 29,90
€ 26,90

26,⁹⁰
-10%



M+W select SOCKELGIPS FLÜSSIG

Flüssiger, schnell zu verarbeitender Sockelgips. Sehr gut um mehrere Modelle auf einmal zu sockeln. Durch seine extrem gute Fließfähigkeit, lässt sich der Gips ohne Vibrieren direkt aus dem Becher blasenfrei in den Sockelformer gießen.

Farbe	5 kg	10 kg
weiß	193 970	–
je Eimer	€ 26,50 € 23,90	–
blau	193 971	193 976
je Eimer	€ 25,80 € 23,20	€ 39,80 € 35,80

ab 23,²⁰
-10%



M+W select HARTGIPS NATUR

blau, 25 kg

093 920 | 1 Karton | € 42,90
€ 36,50

gelb, 25 kg

093 921 | 1 Karton | € 42,90
€ 36,50

naturweiß, 25 kg

093 922 | 1 Karton | € 42,90
€ 36,50

36,⁵⁰
-15%

Naturhartgips der Klasse III. Zur Herstellung von Gegenbissmodellen, Reparaturmodellen und für alle Arbeitsmodelle im Einsatzgebiet der Prothetik.



M+W select ORTHO-STONE

Dieser synthetische Hartgips hat einen sehr hohen Weißgrad und ist speziell zur Herstellung von Gegenbissmodellen, Reparaturmodellen und Arbeitsmodellen für die KFO geeignet. Die Modelle mit einer für diese Einsatzgebiete abgestimmten Expansion sind stabil und kantenfest.

20 kg
093 927 | 1 Karton | € 47,80
€ 42,90

42,⁹⁰
-10%



M+W select GIPSSCHAUFEL

Leichtmetall, 210 mm

für ca. 160 g Inhalt

004 989 | 1 Karton | € 4,50
€ 3,95

-12% 3,⁹⁵





GIPS-ANRÜHRBECHER

Selbstreinigende, flexible Silikonbecher zum Anrühren von Gipsen und Einbettmassen, Farbe: dunkelgrün.

Gr. 1, mittel, 12 cm Ø, 9 cm hoch
022 971 | 1 Stck. | € 3,95
€ 3,45
ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,50
€ 2,95

Gr. 2, groß, 13 cm Ø, 11 cm hoch
022 972 | 1 Stck. | € 4,40
€ 3,85
ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,95
€ 3,35



ab 2,95

-13%



THIXO-STONE

Synthetischer Superhartgips mit einer thixotropen Konsistenz. Er eignet sich zur Herstellung von Zahnkränzen, Einzelstümpfen und Kontrollmodellen in der Edelmetalltechnik und bei Keramikarbeiten. Besondere Eigenschaften des Gipses sind die Oberflächenglätte und die geringe Expansion. Der Gips ist mechanisch besonders hoch beanspruchbar, kantenstabil und kratzfest. Inlays und Onlays lassen sich gut auf den Thixo-Stone-Stümpfen polieren und finieren. Der Stumpf kann anschließend leicht gereinigt werden. Farbe: gelbbraun.

5 kg
093 933 | 1 Eimer | € 29,50
€ 26,50

20 kg
093 925 | 1 Karton | € 106,00
€ 95,40



ab 26,50

-10%



SYNTH-STONE

Der synthetische Superhartgips ist für alle Meister- und Arbeitsmodelle geeignet, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen, wie Säge-, Kontroll- und Meistermodelle. M+W Synth-Stone ist für die Edelmetall- und Keramiktechnik genauso anzuwenden wie zur Modellgussprothetik. M+W Synth-Stone garantiert eine glatte, kratzeste Oberfläche und harte, kantenstabile Modelle mit einer geringen Expansion. Farbe: braun.

5 kg
093 932 | 1 Eimer | € 28,90
€ 25,90

20 kg
093 926 | 1 Karton | € 87,80
€ 78,90



ab 25,90

-10%



GIPS-ISOLIERUNG

Isoliermittel Gips gegen Gips mit ausgezeichneter Trennwirkung. Ohne auftragende Filmbildung. Versiegelt gleichzeitig die Gipsoberfläche. Ideal für die Splitcast-Technik.

Sprühflasche, 250 ml
000 928 | 1 Fl. | € 16,90
€ 15,20



-10%

15,20



GIPS-SEP

Gips-Sep ist ein hervorragendes Trennmittel für Gipse, speziell für Säge- und der Splitcast-Technik. Auch die Gängigkeit von Metall-Pins ist durch Gips-Sep optimiert. Gips-Sep trocknet schnell und hinterlässt eine glatte Oberfläche mit einem Mikro-Isolierfilm.

250 ml
000 938 | 1 Fl. | € 16,70
€ 14,20



-15%

14,20

M+W select PINBOHRER

Aus Hartmetall gefertigte Pinbohrer für alle gängigen Pin-Systeme im Dentalbereich. Bei einer 0-Stellung des Pingerätes und einem aufgedrückten Ring werden die Bohrlöcher immer in der exakt gewünschten eingestellten Tiefe gebohrt.

Pinbohrer, S 3,00 mm

geeignet für CL-PS-, Gamundia-, SAM-Systeme und Bi-Pin-Serie von Renfert

Ø 1,58 mm	600 920
Ø 1,60 mm	600 921
Ø 1,62 mm	600 922
1 Stck.	€ 10,80
	€ 9,20

Pin-Stufenbohrer, S 3,00 mm

geeignet für das Pindex-System

Ø 1,98 mm	600 923
Ø 2,00 mm	600 924
Ø 2,02 mm	600 925
1 Stck.	€ 22,80
	€ 19,40

-15% ab 9,20

Pin-Handstückbohrer, S 2,35 mm

geeignet für Bi-Pin-Serie Renfert und das Bohren mit dem Handstück

Ø 1,60 mm	600 927
Ø 2,00 mm	600 928
1 Stck.	€ 20,80
	€ 17,70

Pinbohrer-konisch, S 3,00 mm

geeignet für Zeiser-, Giroform-, Combiflex- und LukaBase-System

Ø 2,30 mm	600 926
1 Stck.	€ 23,90
	€ 20,30



Pinbohrer

Pin-Stufenbohrer

Pin-Handstückbohrer

Pinbohrer-konisch

M+W select DOWEL-PINS

Standard-Ausführung, Messing, 1.000 Stck.:

Größe 1
098 956 | 1 Pckg. | € 34,80
€ 31,30

Größe 2
098 957 | 1 Pckg. | € 43,50
€ 39,20

Größe 2, kurz
098 954 | 1 Pckg. | € 43,50
€ 39,20

Größe 3
098 965 | 1 Pckg. | € 82,50
€ 74,30

Dowel-Pins mit Steckstift, 1.000 Stck.:

Größe 1
098 966 | 1 Pckg. | € 42,90
€ 38,60

Größe 2
098 958 | 1 Pckg. | € 52,90
€ 47,60



-10%

ab 31,30

M+W select BOGEN-PINS

Zur sicheren Fixierung, auch bei engstehenden Frontzähnen. Gesamtlänge 64 mm.

Bogen-Pins, 100 Stck.:

spitz
098 959 | 1 Pckg. | € 14,75
€ 13,30

flach
098 960 | 1 Pckg. | € 14,75
€ 13,30



-10% 13,30

M+W select PINS MIT HÜLSEN

Kompatibel zu SAM, Gamundia und Heraeus-Splitcast-Systemen. Gesamtlänge Pins: 18,00 mm, Hülsen: 9,50 mm.

1.000 Stck.:

Metall-Pins
098 967 | 1 Pckg. | € 35,20
€ 31,70

Metall-Hülsen
098 968 | 1 Pckg. | € 53,90
€ 48,50



-10% ab 31,70

M+W select BLOC OUT

Universeller lichthärtender Kunststoff zum Ausblocken von Unterschnitten an Gipsmodellen und als Platzhalter bei Bleichschienen oder Medikamententräger vor dem Tiefziehen.

3 ml Spritze, 4 Applikationskanülen
198 938 | 1 Pckg. | € 15,20
 € 13,50
 ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 14,20
 € 12,90

ab **12,90**

-11%



M+W select TAUCHWACHS-GRANULAT

Erstarrungspunkt: 70 – 71 °C,
 Verarbeitungstemperatur: 75 – 85 °C.
 Ermöglicht stabile, elastische Köppchen mit exaktem Randschluss; auch nach mehrmaligem Abziehen und Aufsetzen. Verbrennt rückstandslos.

gelb, 300 g
300 941
 1 Dose | € 19,90
 € 17,90



17,90

-10%

M+W select SINTERGRANULAT

Das Granulat ist eine ausgezeichnete Alternative zu den herkömmlichen Sinterperlen und besteht in seiner chemischen Zusammensetzung aus ZrO₂ (T-TZP). Durch die glatte Oberfläche und runden Kanten entfällt das lästige Verkleben mit den dentalen Arbeiten. Das Granulat kann für mehrere Sinterprozesse verwendet werden. Durch die eckige Form können die Arbeiten beim Sinterprozess deutlich besser gestützt werden, als es bei herkömmlichen Sinterperlen der Fall ist. Das Vorbrennen des Granulates vor dem ersten Einsatz entfällt, es kann sofort verwendet werden. Die Korngröße beträgt 0,4 – 0,8 mm um beste Brennergebnisse zu erzielen.

200 g
093 995
 1 Pckg. | € 82,30
 € 61,70

61,70

-25%



M+W select FÜLLGRANULAT

Zum Einbetten der Modelle im Tiefziehgerät.
 Für alle Tiefziehgeräte geeignet (bleihaltig, nicht magnetisch).

1,2 kg
015 942 | 1 Pckg. | € 36,90
 € 33,20

33,20

-10%



TOP - ANGEBOT
 SOLANGE VORRAT REICHT.

M+W select BISSNEHMEWACHS

Stangenwachs zur Bissnahme. Qualität wie M+W Wachsbißwalle.
 Wir liefern in opaken Farben aus, was eine optische Beurteilung wesentlich vereinfacht.

Farbe/Härte	1,3 kg
gelb, weich	600 897
orange, mittel	600 898
rosa, hart	600 899
je Pckg.	€ 28,90 € 25,90

25,90

-10%



M+W select WACHSBIßWÄLLE

Bißwalle in Hufeisenform. Wir liefern in opaken Farben aus, was eine optische Beurteilung wesentlich vereinfacht. Sehr gute Qualität, deutscher Hersteller.

Farbe/Härte	100 Stck.
gelb, weich	600 894
orange, mittel	600 895
rosa, hart	600 896
je Pckg.	€ 25,80 € 23,20

23,20

-10%



M+W select LÖFFELPLATTEN

Mit diesen Löffelplatten wird das Anfertigen von Funktionslöffeln und Biss-schablonen kinderleicht. Die vorgeformten Platten werden einfach auf das ausgeblockte und isolierte Gipsmodell adaptiert, die Überschüsse entfernt und anschließend ca. 5 Minuten lang im LC-Gerät polymerisiert. Diese Löffel sind absolut verwindungsstabil und können sofort verwendet werden. Kein stechender Monomergeruch – gleichmäßige Schichtstärke von 2,3 mm und Formstabilität sind weitere Vorteile.

Farbe	OK-Platten, 50 Stck.	UK-Platten, 50 Stck.
natur	500 401	500 403
rosa	500 402	500 404
je Pckg.	€ 53,90 € 48,50	€ 53,90 € 48,50

48,⁵⁰
-10%



M+W select LÖFFELPLATTEN PREMIUM

Premium-Qualität mit 25% höherer Biegefestigkeit. Die vorgeformten Platten sind zur Fertigung individueller Abformlöffel, Erarbeitung von Basen für Biss-schablonen und zur Anfertigung von Bissregistraten hervorragend geeignet. Das lästige Kleben der Inhibitionsschicht konnte deutlich verringert werden, somit wurde die Handhabung erheblich erleichtert. Der leichte Pfefferminzgeruch macht das Arbeiten sehr angenehm. Bei Tageslicht ist das Material lange zu ver-arbeiten, unter Halogenlicht erfolgt aber eine schnelle Aushärtung (3 – 5 Min.). Durch die ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften lassen sich sehr stabile und bruchfeste Löffel und Biss-schablonen herstellen.

Farbe	OK-Platten, 50 Stck.	UK-Platten, 50 Stck.
rosa	498 908	498 929
transparent	498 909	498 930
je Pckg.	€ 58,80 € 52,90	€ 58,80 € 52,90

52,⁹⁰
-10%



M+W select POLYLUX LED NEU

Kompaktes LED-Lichtpolymerisationsgerät zum Aushärten von Löffelmaterialien, lichthärtender Wachs, Versiegelungslacke und anderer Materialien. Durch die LED-Technik entsteht so gut wie keine Inhibitionsschicht. Durch den erweiterbaren Polymerisationsraum, kann das Gerät um 24 mm erhöht werden.

17 LED im Wellenbereich 365 nm bis 405 nm • Softstart • Timer-Zeiten 30, 60, 120 Sekunden • Erweiterbarer Polymerisationsraum

Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

Polylux LED Gerät inkl. Netzteil,
Polymerisationsraumerweiterung
115 980 | 1 Stck. | € 195,00
€ 98,00

Technische Daten:
Spannung: 240 V
Leistung: 14 W
Maße (H x B x T): 210 x 192 x 105 mm
Lichtraum (Standard) (H x B x T):
120 x 100 x 50 mm
Wellenbereich: 365 – 405 nm
Garantie: 1 Jahr



M+W select LC-LIQUID NEU

Reinigungsflüssigkeit zum Entfernen der klebrigen Inhibitionsschicht nach dem Lichthärten.

250 ml
245 917 | 1 Fl. | € 14,80
€ 13,30



13,³⁰
-10%

EINFÜHRUNGSPREIS



INSTRUMENTENWANNEN

kpl. mit Siebeinsatz und Deckel, hitzebeständig bis 60 °C.

3 l: H 12 x B 32 x T 21 cm

000 761 | 1 Stck. | € 38,90

€ 33,90

5 l: H 15 x B 39,5 x T 26 cm

000 760 | 1 Stck. | € 58,90

€ 49,90



ab 33,90

-15%



GIPSLÖSER

Gebrauchsfertiges, pH-neutrales Lösungsmittel zum Entfernen von Dentalgipsresten aus Anrührbechern, Instrumenten, Prothesen und Abdrucklöffeln. Die Reinigungswirkung wird im Ultraschallgerät bei einer Temperatur von 40 – 50 °C deutlich erhöht und löst in ca. 5 – 10 Minuten selbst größere Mengen Gips vollständig ab.

1 l

093 975 | 1 Fl. | € 13,20

€ 11,20

5 l

093 976 | 1 Kan. | € 48,50

€ 41,30

ab 11,20

-15%



GIPSENTFERNER PLUS

Außerordentlich schneller Spezialreiniger mit sehr hoher Lösekraft für alle Dental-Gipse und gipsgebundenen Einbettmassen. Er wirkt zugleich sehr selektiv und schonend. Die verbleibende Aktivität kann durch abnehmende Bläschenbildung an der Gipsoberfläche sichtbar beurteilt werden.

1 l

000 939 | 1 Fl. | € 17,20

€ 14,60

5 l

300 939 | 1 Kan. | € 65,80

€ 55,90

ab 14,60

-15%



M+W select KERAMIK-ÄTZGEL

5%ige Fluorwasserstoffsäure zum Ätzen von Keramikrestaurationen. Die Haftung zwischen Keramikoberfläche und Befestigungscompositen wird durch die Herstellung eines retentiven Ätzmusters erhöht. Eine optimale Gel-Konsistenz ermöglicht eine leichte und präzise Applikation.

6 ml
000 989 | 1 Fl. | € 37,50
€ 34,90
ab 3 Fl. | je Fl. | € 36,50
€ 31,90



ab 31,90

BIS ZU
-10%

M+W select CERAMIC-SEP **NEU**

Hervorragendes langanhaltendes Trennmittel für Gips gegen Keramik. Das Liquid verbrennt rückstandsfrei und gibt keine Verfärbung an die Keramik weiter.

20 ml
245 914 | 1 Fl. | € 19,80
€ 17,80




17,80

-10%

M+W select KERAMIK-ISOLIERSTIFT

Der doppelendige Stift ist getränkt mit einer Spezial-Isolierung Gips gegen Keramik. Mit der dünnen Spitze lässt sich die Isolierung gezielt punktuell auftragen, das breite Ende eignet sich hervorragend für größere Flächen.

198 964 | 1 Stck. | € 25,20
€ 22,70



-10%

22,70

M+W select KERAMIK-ANMISCHPLATTE II

Anmischmöglichkeiten für mindestens 2 Farben (jeweils Dentin-, Schneide- und Halsmasse separat), 4 Effektmassen und plane Flächen. Der Deckel schützt vor Staub und Austrocknen der Massen. Größe ca. 15,5 x 9,5 cm.

698 973 | 1 Stck. | € 36,40
€ 32,80



-10%


32,80

M+W select KERAMIKDOSIERER

Zur sparsamen Entnahme von Keramikmassen, doppelendig.

Figur

1 (Ø 4 + 6 mm) 081 918
2 (Ø 8 + 12 mm) 081 919
je Stck. € 15,20
€ 12,90



12,90

-15%



PERMABOND LAB NEW FORMULA

M+W Permabond Lab New Formula ist ein Metall-Primer, der leicht anzuwenden ist. Er muss nur aufgetragen und ca. 1 Minute abgelüftet werden, eine Lichtpolymerisation ist nicht notwendig. Das geruchsneutrale Material kann universell auf allen Metallen angewandt werden und gewährleistet einen dauerhaften Verbund.

5 ml
500 950 | 1 Fl. | € 58,50
€ 49,80



49,⁸⁰ -15%



PERMABOND PINK

Rosa Pastenopaker, der bereits einen Haftvermittler enthält. In der Modellgusstechnik deckt er perfekt Retentionen ab, ohne dass das Gerüst vorher mit einem Metall-Primer behandelt werden muss. Das Material wird in einer dünnen Schicht auf den Modellguss aufgetragen und anschließend lichtpolymerisiert.

5 g
500 941 | 1 Stck. | € 109,00
€ 97,90



-10% 97,⁹⁰



ISOLIERPINSEL

Weißer China-Borstenbesatz, kurzer Holzstiel.

6 Stck.:
Gr. 10 (1.)
598 952 | 1 Pckg. | € 6,20
€ 5,30

Gr. 12 (2.)
598 953 | 1 Pckg. | € 6,50
€ 5,50

Gr. 14 (3.)
598 954 | 1 Pckg. | € 6,90
€ 5,90



ab 5,³⁰ -15%



SILANISIERUNGSLIQUID

M+W Silanisierungsliquid ist ein Oberflächenbehandlungsmittel, das eine beständige chemische Bindung zwischen Metall-Composite, Keramik-Composite und Composite-Composite nach vorheriger Silikatisierung gestattet. Zur Silikatisierung der Oberflächen können gängige Verfahren wie Rocatec von 3M angewandt werden. Das enthaltene Silan ermöglicht eine dauerhafte und randspaltenfreie Verbindung zwischen den genannten Oberflächen.

8 ml
000 910 | 1 Fl. | € 45,90
€ 39,90



39,⁹⁰ -13%



MICRO-ISOLAT NF

Unsere bewährte Isolierung auf Alginatbasis mit neuer Formulierung. Sowohl für Kalt- als auch für Heißpolymerisate geeignet. Gute Haftfähigkeit auf Gips.

Glasflasche mit Ausgießer, 100 ml
000 979 | 1 Fl. | € 6,80
€ 5,80

1 l
000 930 | 1 Fl. | € 12,80
€ 10,90



-15%

ab 5,⁸⁰

M&W select DENTA-DON

Heißpolymerisierender Kunststoff für die Herstellung von partiellen und totalen Prothesen im Press- oder Injektionsverfahren. Besonders gut geeignet für die Kurzzeit-Polymerisation. Das Material zeichnet sich durch hervorragende mechanische Werte und Farbstabilität aus. Farbe: rosa-transparent.

- Pulver, 500 g
500 901 | 1 Pckg. | ~~€ 32,90~~
 € 29,60
- ab 2 Pckgn. | je Pckg. | ~~€ 31,00~~
 € 27,70
- Flüssigkeit, 500 ml
500 905 | 1 Fl. | ~~€ 26,90~~
 € 24,20
- ab 2 Pckgn. | je Pckg. | ~~€ 25,00~~
 € 22,30



ab **22,30**
-10%

M&W select DENTA-IN-PRESS

Kaltpolymerisierender Kunststoff auf Methylmethacrylatbasis. Speziell eingestellt für Kunststoff-Injektionsverfahren. Auch hervorragend geeignet für herkömmliche Kunststofftechniken.

- Pulver, 500 g
500 930 | 1 Pckg. | ~~€ 44,90~~
 € 40,40
- ab 2 Pckgn. | je Pckg. | ~~€ 43,00~~
 € 38,50
- Pulver, 1 kg
500 931 | 1 Pckg. | ~~€ 79,80~~
 € 71,80
- Flüssigkeit, 500 ml
500 932 | 1 Fl. | ~~€ 43,90~~
 € 39,50
- ab 2 Fl. | je Fl. | ~~€ 42,00~~
 € 37,60
- Flüssigkeit, 1 l
500 933 | 1 Fl. | ~~€ 79,80~~
 € 71,80



ab **37,60**
-10%

M&W select DENTA-PRESS

Kaltpolymerisierender Kunststoff auf Methylmethacrylat-Basis mit längerer Verarbeitungsbreite (7 – 8 Min.) für Komplettierungen von Modellguss-Prothesen, Reparaturen, Erweiterungen und Unterfütterungen.

- Pulver rosa, 500 g
500 910 | 1 Pckg. | ~~€ 41,90~~
 € 37,70
- ab 2 Pckgn. | je Pckg. | ~~€ 40,00~~
 € 35,80
- Pulver klar, 500 g
500 912 | 1 Pckg. | ~~€ 41,90~~
 € 37,70
- ab 2 Pckgn. | je Pckg. | ~~€ 40,00~~
 € 35,80
- Flüssigkeit, 500 ml
500 915 | 1 Fl. | ~~€ 36,90~~
 € 33,20
- ab 2 Fl. | je Fl. | ~~€ 35,00~~
 € 31,30



ab **31,30**
-10%

M&W select DENTA-FAST-NF

Kaltpolymerisierender Reparatur-Kunststoff für Erweiterungen, Wiederbefestigung von Zähnen und sonstige Reparaturarbeiten. Die Vergilbung ist nahezu ausgeschlossen und der Restmonomergehalt gesenkt. Farbe: rosa-transparent.

- Pulver, 500 g
500 922 | 1 Pckg. | ~~€ 38,90~~
 € 34,90
- ab 2 Pckgn. | je Pckg. | ~~€ 37,00~~
 € 33,00
- Flüssigkeit, 500 ml
500 927 | 1 Fl. | ~~€ 29,90~~
 € 26,90
- ab 2 Fl. | je Fl. | ~~€ 28,00~~
 € 25,00



ab **25,-**
-10%

M&W select KÜVETTENBÜGEL V2A

Diese Bügelform garantiert einen konstanten Druck auf die Kuvette während des gesamten Polymerisationsvorgangs. Mit dem praktischen Haltebügel kann nach der Polymerisation der Bügel gefahrlos aus dem kochenden Wasser genommen werden. Geeignet zur Aufnahme von Kuvetten mit einer maximalen Breite von 105 mm.

- Größe 1
198 902 | 1 Stck. | ~~€ 69,00~~
 € 62,20
- Größe 2
198 903 | 1 Stck. | ~~€ 69,90~~
 € 62,90



ab **62,20**
-10%

M+W select SCAN SPRAY

Pulverspray zur Verbesserung der optischen Eigenschaften von Modellen bei der Aufnahme per Scanner oder Kamera bei der CAD/CAM-Anwendung. Nur für Aufnahmen im extraoralen Bereich an Modellen. Nach Aufnahme kann das Modell leicht mit Wasserdampf gereinigt werden.

75 ml
000 906 | 1 Dose | € 19,80
€ 16,80

200 ml
900 906 | 1 Dose | € 28,80
€ 24,50

-15%

ab 16,80



M+W select PROTHESENFINISH PLUS

Dieses Produkt dient zum Entfernen von Monomeren auf dem Zahnersatz und hat eine zusätzliche desinfizierende Wirkung. Es wertet alle prothetischen Arbeiten auf und verleiht einen angenehmen frischen Geschmack. Die Arbeiten werden zusätzlich durch einen zurückbleibenden Hochglanz veredelt. Der bekömmliche frische Spearmint Geschmack auf der Prothesenoberfläche vermittelt dem Patienten von Beginn an ein angenehmes Tragegefühl.

Anwendung: Aus einer Entfernung von 4 – 5 cm die Fläche einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem weichen Tuch abwischen oder aufpolieren.

Spraydose, 75 ml
000 923 | 1 Dose | € 11,50
€ 10,40

ab 10 Dosen | je Dose | € 10,90
€ 9,80

-10%

ab 9,80



M+W select OCCLUSIONSSPRAY PLUS

Punktgenaue Dosierbarkeit durch Metall-Präzisionsprühröhr und Spezialventil. Der Pigmentfilm lässt sich schichtweise aufbauen und zeichnet ab 7 – 10 µm. Sehr feinkörnig. Lässt sich leicht wieder mit Wasser entfernen. Ein Occlusionsspray der Extraklasse mit ozonunschädlichem Treibgas. Farbe grün.

75 ml Dose + Metallprühröhr
000 951 | 1 Dose | € 12,85
€ 11,50

ab 5 Dosen | je Dose | € 11,50
€ 10,50

BIS ZU
-10%

ab 10,50

Wieder lieferbar
mit Präzisionsröhrchen!



M+W select OCCLUSIONS-SPRAY

FCKW-frei, mit ozonunschädlichem Treibmittel. Besonders feiner, farbsterker Film. Wachs frei, ohne Lösungsmittel. Auch trockene Modelle werden wieder sauber. Toxikologisch absolut unbedenklich. Ausreichend für ca. 600 Applikationen.

Farbe	75 ml
grün	000 990
rot	000 991
je Dose	€ 9,40 € 7,99
ab 10 Dosen einer Farbe, je Dose	€ 8,90 € 7,49

BIS ZU
-15%

ab 7,49

NEU VERBESSERTE REZEPTUR



M+W select BLUE-TEC LC

Lichthärtender, rückstandsfrei verbrennender und gelförmiger Modellierkunststoff für die Modellation von Geschieben, Teleskop- und Konuskronen, individueller Implantataufbauten, Adhäsivbrücken und zur Verblockung von Gussteilen. Durch die hohe Standfestigkeit lassen sich ebenfalls sehr gut Modellgussmodellationen ohne Dublikatmodelle erstellen. Die Aushärtung erfolgt im handelsüblichen Polymerisationsgerät mit einem Wellenbereich von 320 – 500 nm.

3 g Spritze, 2 Kanülen
093 972 | 1 Pckg. | € 19,50
€ 17,50

4 x 3 g Spritzen, 8 Kanülen
093 973 | 1 Pckg. | € 69,50
€ 62,50

-10%

ab 17,50





RED MILLING CUTTER

Die M+W Select Milling Cutter sind spezielle, rot beschichtete Fräser, welche gegenüber herkömmlichen Fräsern eine überdurchschnittliche Standzeit aufweisen. Durch Ihre hervorragenden Oberflächeneigenschaften wird ein besonders kühles Arbeiten ermöglicht. Das wirkt sich positiv auf das zu bearbeitende Material aus. Durch ihre unterschiedlichen Verzahnungen decken sie zudem jedes gewünschte Einsatzgebiet ab und garantieren höchste Präzision auch bei schwierigen Materialien.

Roter Ring: Feine Kreuzverzahnung, bestens geeignet für Metalllegierungen und Prothesenkunststoffe.

Blauer Ring: Der Allrounder, für Gipse (sogar feuchte Gipse) und Prothesenkunststoffe.

Rosa Ring: Zur groben Bearbeitung von Titanlegierungen, Metalllegierungen und Verblendkeramiken.

Schwarz/Grüner Ring: Geeignet für weichbleibende und Prothesenkunststoffe.

Grün/Orange/Gelber Ring: Für die finale Ausarbeitung von Metalllegierungen, Modellguss und Titanlegierungen vor dem Gummieren.

Bis zu
-15%

ab **15,70**

HOHE STANDZEIT,
EXTRA BESCHICHTET,
LANGE LEBENSDAUER.

Roter Ring (1 Stck.)

									
Form 1	Form 3	Form 5	Form 6	Form 7	Form 8	Form 9	Form 10	Form 12	Form 13
144 920	144 922	144 924	144 925	144 926	144 927	144 928	144 929	144 931	144 932
€ 17,50 € 15,70	€ 29,00 € 24,60	€ 17,50 € 15,70	€ 17,50 € 15,70	€ 29,00 € 24,60	€ 17,50 € 15,70	€ 29,00 € 24,60	€ 17,50 € 15,70	€ 17,50 € 15,70	€ 29,00 € 24,60

							
Form 17	Form 18	Form 19	Form 20	Form 21	Form 22	Form 23	Form 26
144 936	144 937	144 938	144 939	144 940	144 941	144 942	144 945
€ 27,00 € 22,90	€ 27,00 € 22,90	€ 22,00 € 19,80	€ 17,50 € 15,70	€ 27,00 € 22,90	€ 27,00 € 22,90	€ 18,50 € 16,60	€ 29,00 € 24,60

Rosa Ring (1 Stck.)

								
Form 27	Form 29	Form 31	Form 32	Form 33	Form 34	Form 35	Form 36	Form 39
144 946	144 948	144 950	144 951	144 952	144 953	144 954	144 955	144 958
€ 23,00 € 20,70	€ 29,90 € 25,40	€ 23,00 € 20,70	€ 29,90 € 25,40	€ 22,00 € 19,80	€ 23,00 € 20,70	€ 29,90 € 25,40	€ 23,00 € 20,70	€ 23,00 € 20,70

Oranger/Grüner/Gelber Ring (1 Stck.)

			
Form 41	Form 42	Form 43	Form 44
144 960	144 961	144 962	144 963
€ 29,90 € 25,40	€ 23,00 € 20,70	€ 23,00 € 20,70	€ 23,00 € 20,70

Schwarzer/Grüner Ring (1 Stck.)

		
Form 48	Form 49	Form 50
144 967	144 968	144 969
€ 27,00 € 22,90	€ 29,90 € 25,40	€ 27,00 € 22,90



ROTMARDER-KOLINSKY-PINSEL

Aus feinsten und widerstandsfähigen Kolinsky-Rotmarder-Haaren. Lange Lebensdauer, rotlackierter Holzgriff.

Größe 00

198 967 | 1 Stck. | € 2,90
€ 2,50

Größe 0

198 968 | 1 Stck. | € 2,90
€ 2,50

Größe 1

198 969 | 1 Stck. | € 3,20
€ 2,70

Größe 2

198 970 | 1 Stck. | € 3,80
€ 3,20

Größe 3

198 971 | 1 Stck. | € 4,20
€ 3,60

Größe 4

198 972 | 1 Stck. | € 6,90
€ 6,20

Größe 5

198 973 | 1 Stck. | € 7,90
€ 7,10

Größe 6

198 974 | 1 Stck. | € 9,50
€ 8,50

Größe 7

198 975 | 1 Stck. | € 12,90
€ 11,60

Größe 8

198 976 | 1 Stck. | € 14,50
€ 12,90

Größe 10

198 977 | 1 Stck. | € 26,90
€ 24,20

Größe 12

198 978 | 1 Stck. | € 53,90
€ 48,50



ab 2,⁵⁰

Bis zu
-15%



SYNTHETIC-PINSEL

Keramikpinsel mit synthetischem Pinselbesatz. Sehr lange Lebensdauer. Dichter Haarbesatz, lackierter Holzgriff und Silberzwinge.

Größe 00

598 941 | 1 Stck. | € 2,65
€ 2,25

Größe 0

598 942 | 1 Stck. | € 2,65
€ 2,25

Größe 1

598 943 | 1 Stck. | € 2,80
€ 2,40

Größe 2

598 944 | 1 Stck. | € 2,80
€ 2,40

Größe 3

598 945 | 1 Stck. | € 3,10
€ 2,65

Größe 4

598 946 | 1 Stck. | € 3,10
€ 2,65

Größe 5

598 947 | 1 Stck. | € 3,50
€ 2,95

Größe 6

598 948 | 1 Stck. | € 3,95
€ 3,35

Größe 8

598 950 | 1 Stck. | € 5,10
€ 4,35

Größe 10

598 951 | 1 Stck. | € 6,85
€ 5,80



ab 2,²⁵

-15%



KOMBI-PINSEL

Für die Aufwachtechnik. Eine Seite Rotmarder-Kolinsky 1a Größe 3, die andere Seite China-Borsten Größe 8.

Kombi-Pinsel

198 965 | 1 Stck. | € 7,80
€ 6,90



-10%

6,⁹⁰



PINSELKOPF

Pinselkopf einzeln, passend nur für M+W Select Rotmarder-Kolinsky-Pinsel Gr. 0.

10 Stck.

498 959 | 1 Pckg. | € 29,80
€ 26,80



26,⁸⁰

-10%



OPAKERPINSEL

Flachpinsel aus Torayhaar zum einfachen und gleichmäßigen Auftragen von Opakermassen.

Größe 0

498 960 | 1 Stck. | € 3,30
€ 2,80

Größe 2

498 961 | 1 Stck. | € 3,50
€ 2,95

Größe 4

498 962 | 1 Stck. | € 3,75
€ 3,20



ab 2,⁸⁰

-15%



HARTMETALLFRÄSER

Für Handstück, 2,35 mm Schaft-Ø.

Bis zu
-15%

ab **6,60**

HARTMETALLFRÄSER KUSTA - KUNSTSTOFF SPEZIAL

Zum aggressiven Abtragen, für alle Kunststoffe, auch Löffelmateriale und für Gips geeignet. Grüner Ring.

							
Kusta 40	Kusta 41	Kusta 42	Kusta 43	Kusta 44	Kusta 45	Kusta 46	Kusta 47
107 805	107 806	107 807	107 808	107 809	107 810	107 811	107 812
1 Stck. € 18,50 € 15,70	1 Stck. € 18,50 € 15,70	1 Stck. € 18,50 € 15,70	1 Stck. € 18,50 € 15,70	1 Stck. € 18,50 € 15,70	1 Stck. € 18,50 € 15,70	1 Stck. € 18,50 € 15,70	1 Stck. € 18,50 € 15,70

HARTMETALLFRÄSER MACRO - KREUZVERZÄHNUNG

Zum Grobabtragen für alle Materialien geeignet. Zum großflächigen Abtragen, ohne die Oberfläche aufzureißen. Hellblauer Ring.

												
Macro 5	Macro 6	Macro 7	Macro 8	Macro 9	Macro 10	Macro 11	Macro 12	Macro 13	Macro 14	Macro 15	Macro 16	Macro 17
107 801	107 802	107 859	107 860	107 861	107 862	107 840	107 841	107 842	107 843	107 844	107 845	107 846
1 Stck. € 16,50 € 13,90	1 Stck. € 16,50 € 13,90	1 Stck. € 16,50 € 13,90	1 Stck. € 16,50 € 13,90	1 Stck. € 16,50 € 13,90	1 Stck. € 16,50 € 13,90	1 Stck. € 11,50 € 9,80	1 Stck. € 16,50 € 13,90	1 Stck. € 11,50 € 9,80	1 Stck. € 11,50 € 9,80	1 Stck. € 11,50 € 9,80	1 Stck. € 10,30 € 8,80	1 Stck. € 11,50 € 9,80

									
Macro 18	Macro 19	Macro 20	Macro 21	Macro 22	Macro 23	Macro 24	Macro 25	Macro 26	Macro 27
107 847	107 849	107 850	107 851	107 852	107 853	107 854	107 855	107 856	107 857
1 Stck. € 10,30 € 8,80	1 Stck. € 10,30 € 8,80	1 Stck. € 10,30 € 8,80	1 Stck. € 10,30 € 8,80	1 Stck. € 7,80 € 6,60	1 Stck. € 10,30 € 8,80	1 Stck. € 10,30 € 8,80	1 Stck. € 16,50 € 13,90	1 Stck. € 16,50 € 13,90	1 Stck. € 16,50 € 13,90

HARTMETALLFRÄSER MICRO KREUZVERZÄHNT FEIN

Zum Bearbeiten von Edel- und NE-Metallen sowie Keramik. Glättet die Oberfläche und ermöglicht ein gezieltes Ausarbeiten jeder Struktur. Roter Ring.

												
Micro 21	Micro 22	Micro 23	Micro 24	Micro 25	Micro 26	Micro 27	Micro 28	Micro 29	Micro 30	Micro 31	Micro 32	Micro 33
007 847	007 848	007 849	007 850	007 851	007 852	007 853	007 840	007 841	007 842	007 843	007 844	007 845
1 Stck. € 15,50 € 13,20	1 Stck. € 20,40 € 17,40	1 Stck. € 15,50 € 13,20	1 Stck. € 15,50 € 13,20	1 Stck. € 15,50 € 13,20	1 Stck. € 14,40 € 12,20	1 Stck. € 20,40 € 17,30	1 Stck. € 14,40 € 12,20	1 Stck. € 14,40 € 12,20	1 Stck. € 14,40 € 12,20	1 Stck. € 14,40 € 12,20	1 Stck. € 14,40 € 12,20	1 Stck. € 14,40 € 12,20

					
Micro 34	Micro 35	Micro 36	Micro 37	Micro 38	Micro 39
007 846	007 827	007 859	007 860	007 861	007 862
1 Stck. € 14,40 € 12,20	1 Stck. € 20,40 € 17,30	1 Stck. € 20,40 € 17,30	1 Stck. € 20,40 € 17,30	1 Stck. € 20,40 € 17,30	1 Stck. € 20,40 € 17,30

HERVORRAGENDE QUALITÄT,
LANGE LEBENSDAUER
UND GÜNSTIGE PREISE!



HARTMETALLFRÄSER MILLI-MICRO - KREUZVERZÄHNUNG SUPERFEIN

Zur Feinstbearbeitung von Edel- und NE-Metallen, ideal auch für Keramik, da durch den Spezialschliff der Fräser die Bildung von Crackles vermieden wird. Gelber Ring.

	Milli-Micro 31	Milli-Micro 32	Milli-Micro 33	Milli-Micro 34	Milli-Micro 35	Milli-Micro 36	Milli-Micro 37	Milli-Micro 38	Milli-Micro 39
	007 854	007 855	007 856	007 857	007 858	107 815	107 816	107 817	107 818
1 Stck.	€ 16,50 € 13,90	€ 16,50 € 13,90	€ 16,50 € 13,90	€ 16,50 € 13,90	€ 20,40 € 18,40	€ 16,50 € 13,90	€ 16,50 € 13,90	€ 16,50 € 13,90	€ 14,40 € 12,20

HARTMETALLFRÄSER PLAIN - EINFACHVERZÄHNUNG SUPERFEIN

Zum Abtragen von Gold und anderen Edelmetall-Legierungen sowie für Kunststoff. Bei Prothesen besonders zur Gestaltung der Papillen geeignet. Gelber Ring.

	Plain 51	Plain 52	Plain 54	Plain 55	Plain 56	Plain 57
	007 863	007 864	007 866	007 867	007 868	007 869
1 Stck.	€ 10,30 € 8,80	€ 10,30 € 8,80	€ 10,30 € 8,80	€ 7,90 € 7,10	€ 7,90 € 7,10	€ 14,40 € 12,90

HARTMETALLFRÄSER SPIRALVERZÄHNUNG - SUPERFEIN

Zur Bearbeitung von schwer zerspanbaren NEM-Legierungen, Titan, Edelmetall, Modellguss und Hartgips.

	Spiral 61	Spiral 62	Spiral 63	Spiral 64	Spiral 65
	207 850	207 851	207 852	207 853	207 654
1 Stck.	€ 14,40 € 12,20	€ 14,40 € 12,20	€ 14,40 € 12,20	€ 18,50 € 15,70	€ 18,50 € 15,70

HARTMETALLFRÄSER TITANVERZÄHNUNG - GROB

Zur Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen wie Titan.

	Titan 71	Titan 72	Titan 73	Titan 75
	207 844	207 845	207 846	207 848
1 Stck.	€ 14,40 € 12,20	€ 14,40 € 12,20	€ 14,40 € 12,20	€ 18,50 € 15,70

HARTMETALLFRÄSER TITANVERZÄHNUNG - FEIN

Zur feinen und dennoch hohen Abtragung schwer zerspanbarer Materialien wie NEM- oder Titanlegierungen.

	Titan 76	Titan 77	Titan 78	Titan 79	Titan 80	Titan 81	Titan 82
	207 855	207 856	207 857	207 858	207 859	207 872	207 873
1 Stck.	€ 14,40 € 12,20	€ 14,40 € 12,20	€ 14,40 € 12,20	€ 18,50 € 16,60	€ 15,80 € 14,20	€ 15,80 € 14,20	€ 14,40 € 12,20

HARTMETALLFRÄSER TURBO-CUTTER GIPSFRÄSER - FEIN

Schleift Hart- und Superhartgips, Modellmassen und Kunststoffe sehr weich, splitterfrei und trägt Material effizient ab. Aus Hartmetall. Lieferbar für Handstück, 2,35 mm Schaft-Ø.

	ISO 060	ISO 070
	007 898	007 899
1 Stck.	€ 18,50 € 16,60	€ 18,50 € 16,60



WACHSMESSER NACH FAHNENSTOCK

Rostfrei. Importqualität.

Kunststoffgriff:

13 cm
298 944 | 1 Stck. | € 4,50
€ 3,80

17 cm
298 945 | 1 Stck. | € 4,90
€ 4,20

Holzgriff:

13 cm
181 971 | 1 Stck. | € 4,20
€ 3,60

ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,70
€ 3,20

17 cm
181 972 | 1 Stck. | € 4,40
€ 3,70
ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,90
€ 3,20



-15%

ab 3,20



WACHSMESSER NACH LESSMANN

Mit Mulde, rostfrei. Importqualität.

Kunststoffgriff:

13 cm
298 940 | 1 Stck. | € 4,20
€ 3,60

17 cm
298 954 | 1 Stck. | € 5,20
€ 4,40

Holzgriff:

13 cm
181 973 | 1 Stck. | € 4,20
€ 3,60

ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,70
€ 3,20

17 cm
181 974 | 1 Stck. | € 4,40
€ 3,70
ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,90
€ 3,20



-15%

ab 3,20



ANTKOVIK WACHSMESSER

Mit Kunststoffgriff und auswechselbarer Klinge. Importqualität.

Antkoviak
298 939 | 1 Stck. | € 4,90
€ 4,40

Ersatzklinge
298 938 | 1 Stck. | € 3,10
€ 2,60

ab 2,60


Bis zu
-15%



ERMERT WACHSMESSER

Mit Holzgriff. Importqualität.

Import-Qualität
298 936 | 1 Stck. | € 5,50
€ 4,70



-15%

4,70



GIPSMESSER GRITMAN

Rostfrei mit Küvettenöffner, 16 cm lang.

Import-Qualität
298 946 | 1 Stck. | € 6,80
€ 5,80



5,80

-15%



SUPERFLEX NR. 355

Superdünne Diamantscheibe, Stärke 0,25 mm, Standardkörnung 100 µm. Doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.

Ø 19 mm (355/190)


300 962 | 1 Stck. | € 13,50
€ 11,50

Ø 22 mm (355/220)

300 963 | 1 Stck. | € 14,80
€ 12,60



Ø 19 mm (355/190)



Ø 22 mm (355/220)

-15%

ab **11,50**



SUPERFLEX NR. 705


Schräg gezahnte, superflexible Diamantscheibe. Stärke 0,15 mm, doppelseitig belegt mit Körnung 50 µm, montiert für Handstück.

Ø 19 mm (705/190)


300 965 | 1 Stck. | € 19,80
€ 16,80

Ø 22 mm (705/220)

300 966 | 1 Stck. | € 20,90
€ 17,80



Ø 19 mm (705/190)



Ø 22 mm (705/220)

-15%

ab **16,80**



SUPERFLEX NR. 350


Gelochte Scheibe, Stärke 0,25 mm, Standardkörnung 100 µm. Doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.

Ø 19 mm (350/190)

300 960 | 1 Stck. | € 19,80
€ 16,80

Ø 22 mm (350/220)

300 961 | 1 Stck. | € 20,90
€ 17,80



Ø 19 mm (350/190)



Ø 22 mm (350/220)

-15%

ab **16,80**



ULTRAFLEX NR. 396

Bogenperforierte Diamantscheibe zum Separieren und Konturieren von Keramik. Die hohe Flexibilität und gute Durchsicht vermeidet Schleiffacetten. 0,15 mm stark bei einer Körnung von 50 µm. Montiert für Handstück.

Ø 22 mm

300 969 | 1 Stck. | € 17,20
€ 14,60

14,60

-15%



ULTRAFLEX NR. 366

Ultradünne Diamantscheibe zum Separieren und Konturieren von Keramik- und Kunststoffverblenden. Nur 0,09 mm stark. Superfeine Körnung (30 µm). Doppelseitig belegt. Montiert für Handstück.

Ø 22 mm (366/220)

300 968 | 1 Stck. | € 22,80
€ 19,40

19,40

-15%



M+W select THOMAS-COLOR

Satz mit 5 Stck. (PKT 1-5)

298 935 | 1 Pckg. | € 54,50
€ 46,30

Form / Farbe

PKT-1, gold	298 930
PKT-2, grün	298 931
PKT-3, blau	298 932
PKT-4, rot	298 933
PKT-5, silber	298 934
1 Stck.	€ 11,95 € 10,20

Modellierinstrumente für die
Aufwachstechnik. Mit Alu-Griffen.

ab 10,20

-15%



M+W select MODELLIERINSTRUMENTE COLOR

NEU

Durch die verstärkten Griffe liegen
die Instrumente beim Arbeiten
besser in der Hand, zudem sorgt
die farbliche Markierung für eine
bessere Unterscheidung. Rostfreie
Klinge aus gehärtetem Stahl.

Form

LeCron	181 967
Zahle	181 968
K + B blau	181 975
K + B rot	181 976
K + B gelb	181 977
je Stck.	€ 10,20 € 8,70
ab 5 Stck. einer Form, je Stck.	€ 9,80 € 8,30

ab 8,30

-15%



M+W select AUFWACHSINSTRUMENTE

Nach PK.Thomas. Optimal ausbalanciert,
ergonomischer 3-Finger-Form-Griff. Farbcodiert,
dadurch gut auseinanderzuhalten.

Satz mit 5 Stck. (PKT 1-5)

081 985 | 1 Pckg. | € 56,90
€ 48,40

Form

PKT-1 (orange)	081 980
PKT-2 (grün)	081 981
je Stck.	€ 12,40 € 10,50

-15%

ab 10,50





K+B COLOR

Farbige K+B-Instrumente für die Verblendtechnik.

Farbe

gold	081 945
rot	081 946
blau	081 947
je Stck.	€ 9,20 € 7,80

gold

rot

blau

-15%

7,80



K+B MODELLIERINSTRUMENTE

Nr. 1: Zum Auftragen und Vormodellieren großer Flächen. Der gebogene Teil dient der Formgebung im palatinalen Bereich.

Nr. 2: Mit Schneide- und Modellierlert für die Gestaltung der Zahnhalbspartien.

Nr. 3: Anrührspatel für Dentin- und Schmelzmassen.

Form

Nr. 1	081 971
Nr. 2	081 972
Nr. 3	081 973
je Stck.	€ 7,40 € 6,30

1

2

3

-15%

6,30



GREENSTEIN-COLOR

Doppelendiges Modellierinstrument mit auswechselbaren, farbigen Einsätzen (weiß = flexibel, rot = hochflexibel).

Satz mit 3 Stck.

498 938 | 1 Pckg. | € 71,50
€ 64,40

Farbe/Größe/Form

gelb, Gr. 1 (Spatelansatz)	498 939
rot, Gr. 2 (Spitzansatz)	498 940
blau, Gr. 3 (Messeransatz)	498 941
je Stck.	€ 24,90 € 22,40

NEU

Größe	Einsatz rot	Einsatz weiß
1	498 942	499 904
2	498 943	499 905
3	498 944	499 906
1 Stck.	€ 8,60 € 7,30	€ 8,10 € 6,90



gelb, Gr. 1



rot, Gr. 2



blau, Gr. 3



ab 6,90

Bis zu
-15%

Gültig bis
zum 03.04.2023

Beruf/Praxis

Name/Vorname

Straße/Hausnummer

--	--	--	--	--

PLZ

Ort

Telefon

Telefax (falls Faxangebote erwünscht)

Unterschrift

E-Mail (falls Newsletter erwünscht)

Lieferung:

☐ schnellstmöglich

am

--	--

--	--

--	--	--	--

Fax-Seite

--	--

von

--	--

Seiten insgesamt

FREEFAX AN: 00 800 / 88 00 80 01

BESTELL-HOTLINE: 0 60 42 / 88 00 88

ODER PER POST AN: M+W DENTAL, REICHARDSWEIDE 40, 63654 BÜDINGEN

M+W Kundennummer:

bestellt von (Name/Vorname):

Unsere aktuellen Angebote
finden Sie einfach auf einem Blick unter:
www.mwdental.de/kataloge



GEBEN SIE »AKTIONSKATALOG« BEI IHRER
FAX- ODER TELEFONBESTELLUNG AN.

[illegible]

Alle Preise zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt.
Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental.



M+W select INSTRUMENTEN-SET

Grundausrüstung mit 10 Instrumenten:

- 1 Tasterzirkel
- je 1 Mosquitoklemme gerade und gebogen
- 1 Folienschere gerade
- 1 Lötpinzette
- 1 LC-Pinzette
- je 1 Fahnenstock-Wachsmesser groß und klein
- je 1 Modellierinstrument

LeCron und Zahle

081 937

1 Set | € 68,50
€ 61,70



-10%

61,70

M+W select KERAMIKER-SET

9-teiliges Instrumentenset im Etui:

- 1 Kondensierspatel
- 1 Riffelinstrument
- 1 Gravierinstrument
- 1 dünnes Messer
- je 1 Portionierer klein und groß
- je 1 Halteklemme gerade und gebogen
- 1 Halteklemme mit Diamantspitze

081 938

1 Set | € 108,00
€ 97,30



-10%

97,30

M+W select BRENNGUT-SET

Wabenbrenngutträger mit vielen Taschen zur Aufnahme von Brennguthaltern. Diese sind aus einer hochtemperaturstabilen, zunderfreien Legierung.

2 achteckigen Brenngutträgern,
2 Halter gewendelt,
je 4 Halter gebogen und gewinkelt

000 911 | 1 Set | € 29,30
€ 24,90



24,90

-15%

M+W select CONE-PIN

Das intelligente Brennsystem für die Dentalkeramik. Flexibel durch Abstandsanpassung (bis max. 12 mm). Hohe Lebensdauer.

Set:

4 x T11 und je 1 x T3, T5, T7, T9
und T11, je 2 x Wabenplatten
und 2 x Brennwatte

798 901 | 1 Set | € 82,20
€ 73,90

Wabenplatte

798 908 | 1 Stck. | € 8,90
€ 7,90

Brennwatte

798 909 | 1 Stck. | € 6,20
€ 5,60

Bis zu

-15%

ab 5,60

Cone-Pin, 5 Stck.:

T1
798 902 | 1 Pckg. | € 24,95
€ 21,20


T5
798 904 | 1 Pckg. | € 24,95
€ 21,20

T9
798 905 | 1 Pckg. | € 34,80
€ 29,60

T3
798 906 | 1 Pckg. | € 45,60
€ 38,80

T7
798 907 | 1 Pckg. | € 45,60
€ 38,80

T11
798 900 | 1 Pckg. | € 45,60
€ 38,80



T1

T5

T9

T3

T7

T11

M+W select PREMIUM FLEX

Universell einsetzbare premium Schleifscheiben zur Bearbeitung von Kompositen, Metallen sowie weiteren Kunststoffen und sogar Keramiken. Das verwendete Schleifmaterial verfügt über eine geschlossene Streuung, was die Standzeit um ein Vielfaches erhöht. Definierte Körnung nach my (fein 40my, mittel 60my, grob 100my).

- Hochwertiges Film-Nylon-Trägermaterial
- Al₂O₃ beschichtet, einseitig
- Snap-On-Mandrell
- Moshärte 5,5
- Ø 22 mm (7/8)

25 Stck.:

fein

074 822 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 10,40

mittel

074 823 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 10,40

grob

074 824 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 10,40



-10%

10,40

M&W select MAGNETSTÄNDER

Drehbarer Magnetständer mit großem Aufnahmevermögen.
Höhe: 100 mm, Ø 115 mm, Farbe: grau.

000 964 | 1 Stck. | € 39,90
€ 35,90

-10%

35,90



M&W select LABOR-FRÄSERSTÄNDER

Für insgesamt 60 Instrumente mit 2,35 mm Schaft-Ø. Sehr übersichtlich durch Schrägstellung. Ideal für den Arbeitsplatz am Fräsegerät. Aluminium, weiß eloxiert. Größe 220 x 120 mm.

000 963 | 1 Stck. | € 40,80
€ 36,70

-10%

36,70



M&W select TRANSPORTBOXEN

Sehr preiswerte Versand- und Aufbewahrungsboxen für Modelle u.a. Maße (L x B x H): 145 x 105 x 65 mm. Farbe natur.

Transportbox
000 988 | 1 Stck. | € 1,60
€ 1,35
ab 50 Stck. | je Stck. | € 1,40
€ 1,20

-15%

ab 1,20



M&W select TRANSPORTBOXEN

NEU

Für einen sicheren Transport verschiedenster Dental-Arbeiten bis hin zum Artikulator. Auch zum Aufbewahren für z. B. Modelle geeignet.

Arti-Koffer blau:
(B x H x T) 190 x 190 x 190 mm
100 865 | 1 Stck. | € 12,80
€ 10,90

Modell-Koffer blau:
(B x H x T) 250 x 60 x 150 mm
100 866 | 1 Stck. | € 9,80
€ 8,30

-15%

ab 8,30




M&W select FRÄSERSTÄNDER

NEU

Bietet genügend Platz für die Aufbewahrung von Fräsern, Polierern, Trennscheiben und anderen Werkzeugen mit einem Schaft von 2,35 mm. Durch die magnetische Vorderseite können zudem Fräser mit einem Schaft von 1,6 mm problemlos angehaftet werden. Mit rutschfestem Gummiboden. Maße (H x B x T): 6,4 x 14 x 7,6 cm.

Farbe
weiß 998 808
blau 998 809
je Pckg. € 19,95
€ 17,90



-10%

17,90

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter:
0 60 42 / 88 00 88
Mo, Di, Do 7.30 – 17.30 Uhr
Mi 7.30 – 17.00 Uhr | Fr 7.30 – 15.30 Uhr



App:
heja+
(Apple Store/Play Store)



Online via Web:
www.mwdental.de
www.mwdental.at (Österreich)



Freefax:
00 800 / 88 00 80 01
(Gültig für Deutschland und Österreich)



Ruck-Zuck-Lieferservice
Alles was Sie bis 17.00 Uhr bestellen, wird am selben Tag bearbeitet und versendet.



Porto sparen
Ab einem Nettowarenwert von € 150,- erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

Folgen Sie uns auf:



@mwdentalgmbh



@mwdental_de



@mwdental_de