



HIGHLIGHTS

Alles auf einen Blick für **Praxis & Labor**
gültig bis zum 10.07.2023



**WET WIPES
FLOWPACK**
Seite 43

NEU

80 Tücher
ab **6,50**

PRAXIS

Seite 2 – 42



PRAXIS
Seite 43 – 72

LABOR
Seite 73 – 96

LABOR

Seite 97 – 115



NEU

voco
DIE DENTALISTEN
**Grandio disc
multicolor**
Seite 100
385,-



SOPIRA® Citocartin
Seite 25

-17%
gegenüber Einzelkauf



3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Komposit

Dentin

Farbe	Spritze, je 3 g	Kapseln, 10 x 0,2 g
A1	716 142	716 106
A2	716 143	716 107
A3	716 144	716 108
A4	716 145	716 109
1 Pckg.	€ 52,40 € 48,70	€ 39,60 € 36,60
Sonderstaffel: ab 6 Pckgn., je Pckg.		
	€ 43,60	€ 33,00

Schmelz

Farbe	Spritze, je 3 g	Kapseln, 10 x 0,2 g
A1	716 166	716 130
A2	716 167	716 131
A3	716 168	716 132
1 Pckg.	€ 52,40 € 48,70	€ 39,60 € 36,60
Sonderstaffel: ab 6 Pckgn., je Pckg.		
	€ 43,60	€ 33,00

ab **33,-**

3M™ Ketac™ Universal Aplicap™ Glasionomer Füllungsmaterial

Farbe	Refill: 50 Kapseln	Großpackung: 300 Kapseln
sortiert*	320 175	–
weiß	320 176	–
A1	320 177	–
A2	320 178	–
A3	320 179	320 182
A3,5	320 180	–
A4	320 181	–
je Pckg.	€ 129,00 € 119,00	€ 595,00 € 555,00
ab 5 Pckgn. einer Sorte	€ 103,20	€ 476,00

* 10 Kapseln weiß, je 20 Kapseln A2, A3

ab **37,40**

Body

Farbe	Spritze, je 3 g	Kapseln, 20 x 0,2 g
A1	716 149	716 113
A2	716 150	716 114
A3	716 151	716 115
A3,5	716 152	716 116
A4	716 153	716 117
1 Pckg.	€ 52,40 € 48,70	€ 69,80 € 64,80
Sonderstaffel: ab 6 Pckgn., je Pckg.		
	€ 43,60	€ 58,10



3M™ Ubistesin™ Lokalanästhesie

	50 Stck. à 1,7 ml	6 x 50 Stck. à 1,7 ml
Ubistesin™ 1/200.000 Zylinderampullen (rote Kappe)	020 370	020 362
Ubistesin™ 1/100.000 Zylinderampullen (goldene Kappe)	020 371	020 363
Ubistesin™ 1/400.000 Zylinderampullen (orange Kappe)	020 395	020 396
1 Pckg.	€ 35,80 € 33,95	€ 181,40 € 169,95



Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

ab **33,95**

IN ÖSTERREICH NICHT DURCH UNS LIEFERBAR.

3M™ Ketac™ Molar Quick Aplicap™ Glasionomer Füllungsmaterial

Farbe	20 Kapseln	50 Kapseln
A2	120 181	120 185
A3	120 180	120 186
je Pckg.	€ 55,60 € 51,90	€ 132,90 € 125,90
Sonderstaffel: ab 5 Pckgn. einer Sorte		
	€ 44,50	€ 106,30

ab **44,50**



3M™ Ketac™ Molar Aplicap™ Glasionomer Füllungsmaterial

Farbe	20 Kapseln	50 Kapseln
A1	120 197	120 194
A3	120 198	120 193
sortiert*	–	120 192
je Pckg.	€ 54,80 € 51,80	€ 133,50 € 126,50
Sonderstaffel: ab 5 Pckgn. einer Sorte		
	€ 43,80	€ 106,80

* in den Farben A1, A3, A4, DYO

ab **43,80**



3M™ Photac™ Fil Quick Aplicap™ Lichthärtendes Glasionomer Füllungsmaterial

Farbe	20 Kapseln	50 Kapseln
A1	220 127	–
A2	220 187	220 122
A3	220 188	220 123
A3,5	220 189	220 124
B2	–	220 125
B3	–	220 126
C4	220 128	–
sortiert	–	220 121
je Pckg.	€ 54,70 € 51,90	€ 131,50 € 124,90
Sonderstaffel: ab 5 Pckgn. einer Sorte		
	€ 43,70	€ 105,00



ab **43,70**





Abformung nur vom

Abform-Weltmeister!

3M™ Impregum™ Polyether Abformmaterial
3M™ Imprint™ 4 VPS Abformmaterial



Impregum™ Polyether
go.3M.com/
impregumdemo



Imprint™ 4 VPS
go.3M.com/
imprintdemo

Jetzt kostenlose
Demo anfordern!



3M™ Imprint™ 4 VPS Abformmaterial

Refill
(2 x 300 ml Basispaste,
2 x 60 ml Katalysator):
Penta™ Putty
420 288 | 1 Pckg. | € 153,50
€ 145,80

Penta™ Heavy
420 289 | 1 Pckg. | € 153,50
€ 145,80

Penta™ Super Quick Heavy
420 290 | 1 Pckg. | € 153,50
€ 145,80

Sonderstaffel:
ab 6 Pckgn. | je Pckg. | € 127,90

Value Pack
(6 x 300 ml Basispaste,
6 x 60 ml Katalysator):
Penta™ Putty
520 250 | 1 Pckg. | € 409,00
€ 388,50

Penta™ Heavy
520 251 | 1 Pckg. | € 409,00
€ 388,50

Penta™ Super Quick Heavy
520 252 | 1 Pckg. | € 409,00
€ 388,50

Sonderstaffel:
ab 6 Pckgn. | je Pckg. | € 339,00

ab **85,40**

3M™ Imprint™ 4 Bite VPS Bissregistrierungsmaterial

2 x 50 ml Kartuschen,
5 Mischkanülen grün,
5 Applikationsdüsen Bite
520 260 | 1 Pckg. | € 49,95
€ 47,45

Sonderstaffel:
ab 4 Pckgn. | je Pckg. | € 37,45

ab **37,45**

Refill
(4 x 50 ml Kartuschen,
5 Mischkanülen gelb,
5 Einwegspritzen grün):
Garant™ Super Quick Ultra-Light
420 291 | 1 Pckg. | € 102,50
€ 97,35

Garant™ Light
420 292 | 1 Pckg. | € 102,50
€ 97,35

Garant™ Super Quick Light
420 293 | 1 Pckg. | € 102,50
€ 97,35

Garant™ Regular
420 294 | 1 Pckg. | € 102,50
€ 97,35

Garant™ Super Quick Regular
420 295 | 1 Pckg. | € 102,50
€ 97,35

Sonderstaffel:
ab 6 Pckgn. | je Pckg. | € 85,40



3M™ Imprint™ 4 Preliminary Penta™ VPS Situationsabformmaterial

Refill
(2 x 300 ml Basis,
2 x 60 ml Katalysator):
Penta™
520 267 | 1 Pckg. | € 82,50
€ 78,35

Penta™ Super Quick
520 268 | 1 Pckg. | € 82,50
€ 78,35

Sonderstaffel:
ab 4 Pckgn. | je Pckg. | € 61,80



ab **61,80**

3M™ Impregum Penta™, - Soft, - Quick Abformmaterial

Refill Pack
(2 x 300 ml Basispaste,
2 x 60 ml Katalysator):
Penta™
420 234 | 1 Pckg. | € 229,50
€ 225,50

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 225,50
€ 217,50

Penta™ Soft
420 214 | 1 Pckg. | € 231,50
€ 227,50

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 227,50
€ 219,50

Penta™ Soft Quick
420 219 | 1 Pckg. | € 233,50
€ 229,50

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 229,50
€ 221,50

ab **217,50**



3M™ Express 2 VPS Abformmaterial

Refill Pack

(2 x 300 ml Basispaste,
2 x 60 ml Katalysator):

Penta™ Putty, grün

216 201 | 1 Pckg. | € 176,90
€ 168,00

Penta™ H, orange

216 204 | 1 Pckg. | € 176,90
€ 168,00

Penta™ H Quick, grün

216 207 | 1 Pckg. | € 176,90
€ 168,00

Penta™ H Universal Quick, hellgrün

216 210 | 1 Pckg. | € 176,90
€ 168,00

Sonderstaffel:

ab 6 Pckgn. | je Pckg. | € 147,00

Penta™ Putty Soft, orange

520 231 | 1 Pckg. | € 173,90
€ 165,00

Sonderstaffel:

ab 6 Pckgn. | je Pckg. | € 145,00



ab **145,-**

3M™ Protemp™ 4 Temporäres Kronen- und Brückenmaterial

Refill Pack:

50 ml Kartusche,
16 Mischkanülen blau

A1 420 276

A2 420 277

A3 420 278

A3,5 420 281

Bleach 420 279

B3 420 280

1 Pckg. € 91,50
€ 89,50

ab 5 Pckgn., je Pckg. € 89,50
€ 82,50



ab **82,50**

3M™ Adstringierende Retraktionspaste

Refill Pack: 25 Kapseln

216 230 | 1 Pckg. | € 66,70

Value Pack: 100 Kapseln

216 231 | 1 Pckg. | € 224,80



AKTION

BEIM KAUF VON 1 VALUE PACK
ASTRINGENT RETRACTION
PASTE IST EIN REFILL PACK
IM PREIS ENTHALTEN.

ab **66,70**

3M

Artinestol® – Lokalanästhetikum

Artinestol® 1:100:000

Zylinderampullen (rot):

100 Stück à 1,7 ml

049 322 | 1 Pckg. | € 62,50
€ 56,00

Artinestol® 1:200:000

Zylinderampullen (gelb):

100 Stück à 1,7 ml

049 320 | 1 Pckg. | € 62,50
€ 56,00

Nettopreis – kein Abzug
weiterer Rabatte möglich.

56,-

IN ÖSTERREICH NICHT
DURCH UNS LIEFERBAR.



CronMix® K plus

Standardpackung:

2 x 78 g Kartuschen,

20 Mischkanülen

049 220

1 Pckg. | € 138,50
€ 117,50



117,50

Mucalgin®

5 l

049 755 | 1 Kan. | € 83,20
€ 69,90

69,90

Gebrauchsfertige,
aldehydfreie Abdruck-
desinfektion für
alle gängigen
Abformmaterialien



Pursept® UniSprint Wipes

Gebrauchsfertige, gering alkoholische Tücher zur Desinfektion von
Medizinprodukten und Flächen aller Art. Tuchgröße: 20 x 20 cm.

Softpack, 100 Tücher

049 778 | 1 Pckg. | € 13,50
€ 11,50

11,50



**merz
DENTAL**

Septanest

Zylinderampullen (50 Stck. à 1,7 ml)

Septanest 1/100.000 (blau, forte) 056 330

Septanest 1/200.000 (grün) 056 331

je Pckg. € 30,90
€ 29,90

ab 5 Pckgn. nach Wahl, je Pckg. € 29,90
€ 28,90

ab 10 Pckgn. nach Wahl, je Pckg. € 28,90
€ 27,90

Nettopreise – kein Abzug
weiterer Rabatte möglich.

IN ÖSTERREICH NICHT
DURCH UNS LIEFERBAR.

ab 27,90



ab 67,95

Biodentine™

15 Kapseln Pulver,
15 Einzeldosen Flüssigkeit

038 100 | 1 Pckg. | € 202,00
€ 180,00



BioRoot™ RCS

15 g Pulver,
35 Einzeldosen Flüssigkeit

038 310 | 1 Pckg. | € 167,00
€ 155,00



180,-



155,-

RECIPROC®



Größe	RECIPROC® Instrumente, 6 Stck.			RECIPROC® Guttapercha, 60 Stck.	RECIPROC® Papierspitzen, 144 Stck.
	21 mm	25 mm	31 mm		
R25, rot	059 607	059 611	059 615	059 620	059 625
R40, schwarz	059 608	059 612	059 616	059 621	059 626
R50, gelb	059 609	059 613	059 617	059 622	059 627
sortiert*	059 610	059 614	059 618	059 623	059 628
1 Pckg.	€ 101,90 € 96,80	€ 101,90 € 96,80	€ 101,90 € 96,80	€ 17,95 € 16,95	€ 19,95 € 18,95



* Instrumente sortiert: 3 x R40, 3 x R50
Guttapercha sortiert: 40 x R25, 10 x R40, 10 x R50
Papierspitzen sortiert: 96 x R25, 24 x R40, 24 x R50

RECIPROC® blue

Größe	RECIPROC® blue Instrumente, 6 Stck.			RECIPROC® blue Guttapercha, 60 Stck.	RECIPROC® blue Papierspitzen, 180 Stck.
	21 mm	25 mm	31 mm		
R25, rot	359 601	359 604	359 607	359 610	359 615
R40, schwarz	359 602	359 605	359 608	359 611	359 616
R50, gelb	359 603	359 606	359 609	359 612	359 617
sortiert*	–	–	–	359 613	359 618
1 Pckg.	€ 101,90 € 96,80	€ 101,90 € 96,80	€ 101,90 € 96,80	€ 18,60 € 17,65	€ 25,30 € 23,95



* Guttapercha sortiert: 36 x R25, je 12 x R40, R50
Papierspitzen sortiert: 90 x R25, 60 x R40, 30 x R50

96,⁸⁰

Für jeden Fall das passende Instrument. RECIPROC® blue Instrumente für die meisten klinischen Fälle. RECIPROC® Instrumente für besonders gründliche Revisionen.

D.T. LIGHT-POST ILLUSION X-RO

Größe	Refill, 10 Stck.
0,5	058 160
1	058 161
2	058 162
3	058 163
1 Pckg.	€ 134,80 € 127,90

127,⁹⁰



D.T. Light Post

Größe	Refill, 10 Stck.
Gr. 0,5, schwarz	058 150
Gr. 1, rot	058 151
Gr. 2, gelb	058 152
Gr. 3, blau	058 153
1 Pckg.	€ 128,90 € 122,50

122,⁵⁰



VDW®

Futar® ist ein spritzbares elastomeres A-Silikon für die Bissregistrierung mit hoher Endhärte

ab **51,-**



Futar® D ist ein spritzbares elastomeres A-Silikon für die Bissregistrierung mit extrahoher Endhärte



Futar® A-Silikone

	Normal Pack: 2 x 50 ml Kartuschen, 6 Mischkanülen blau	Bonus Pack: 10 x 50 ml Kartuschen, 30 Mischkanülen blau
Futar®	337 236	337 237
Futar® Fast	337 238	337 239
Futar® D	337 240	337 241
Futar® D Fast	337 242	337 243
Futar® D Slow	543 685	–
1 Pckg.	€ 56,60 € 51,00	€ 225,00 € 202,00



Futar® Easy **NEU**

Normalpackung
(2 x 50 ml Kartuschen,
6 Mischkanülen blau):

Futar® Easy
337 233 | 1 Pckg. | € 56,90
€ 51,20

Futar® Easy Fast
337 234 | 1 Pckg. | € 56,90
€ 51,20

Futar® hat zwei neue Familienmitglieder: Futar® Easy und Futar® Easy Fast.

Einfach zu applizierende Bissregistriermaterialien auf A-Silikon-Basis zur exakten Aufzeichnung der Okklusionsverhältnisse.



51,²⁰



Futar® Easy ist ein spritzbares, leicht austragbares, elastomeres A-Silikon für die Bissregistrierung mit hoher Endhärte.
Regular-Set: komfortable Verarbeitungszeit (30 Sekunden), kurze Mundverweildauer (90 Sekunden) für eine bequeme Anwendung



Futar® Easy Fast ist ein spritzbares, leicht austragbares, elastomeres A-Silikon für die Bissregistrierung mit hoher Endhärte.
Fast-Set: kurze Verarbeitungszeit (15 Sekunden), extra kurze Mundverweildauer (45 Sekunden): in einer Minute ist das Registrat erstellt

SONDERSTAFFEL! 17% SPAREN AB DEM KAUF VON 6 PACKUNGEN EINER SORTE!

G-ænial® A & P

Farbe	Spritze 2,7 ml	Unitips 20 x 0,16 ml	Unitips 10 x 0,16 ml
Anterior BW (bleach white)	247 102	–	247 138
Anterior A1	247 103	247 130	–
Anterior A2	247 104	247 131	–
Anterior A3	247 105	247 132	–
Anterior A3,5	247 106	247 133	–
Anterior A4	247 107	–	247 139
Anterior B1	247 123	–	247 151
Anterior B2	247 108	–	247 140
Anterior B3	247 109	–	247 141
Anterior C3	247 110	–	247 142
Anterior CV (cervical)	247 111	247 135	–
Anterior CVD (cervical dark)	247 112	–	247 143
Anterior AO2	247 113	–	247 144
Anterior AO3	247 114	247 134	–
Anterior AO4	247 115	–	247 145
Anterior JE	247 116	–	247 146
Anterior AE	247 117	247 136	–
Anterior TE	247 118	–	247 147
Anterior IE	247 119	247 137	–
Anterior SE	247 120	–	247 148
Anterior CVE	247 121	–	247 149
Anterior XBW (extra bleach white)	247 122	–	247 150
je Pckg.	€ 64,90 € 61,50	€ 89,90 € 85,40	€ 46,90 € 44,50
Sonderstaffel: ab 6 Pckgn. einer Sorte, je Pckg.			
	€ 54,00	€ 74,90	€ 39,00

ab 39,-

Farbe	Spritze 2,7 ml	Unitips 20 x 0,16 ml
Posterior P-A1	247 124	247 152
Posterior P-A2	247 125	247 153
Posterior P-A3	247 126	247 154
Posterior P-A3,5	247 127	247 155
Posterior P-JE	247 128	247 156
Posterior P-IE	247 129	247 157
je Pckg.	€ 64,90 € 61,50	€ 89,90 € 84,40
Sonderstaffel: ab 6 Pckgn. einer Sorte, je Pckg.		
	€ 54,00	€ 74,90

Lichthärtendes, röntgenopakes Universal-Composite-Restaurationsmaterial



G-ænial® Universal Flo

Spritze 2 ml,
20 Tips III Plastik,
1 Lichtschutzkappe
Farbe

A1	247 170
A2	247 171
A3	247 172
A3,5	247 173
A4	247 174
B1	247 175
B2	247 176
B3	247 177
C3	247 178
AO2	247 179
AO3	247 180
BW	247 181
CV	247 182
JE	247 183
AE	247 184
je Pckg.	€ 67,90 € 64,50
Sonderstaffel: ab 6 Pckgn., je Pckg.	
	€ 56,50



ab 56,50

G-ænial® Flo X

Farbe	Spritze 2 ml
A1	347 130
A2	347 131
A3	347 132
A3,5	347 133
A4	347 134
CV	347 135
AO2	347 136
AO3	347 137
je Pckg.	€ 67,90 € 64,50
Sonderstaffel: ab 6 Pckgn., je Pckg.	
	€ 56,50



G-Premio BOND

-15%

Flasche, 5 ml
347 143 | 1 Pckg. | € 95,90
€ 81,00

Bottle Pack:
3 x 5 ml Flaschen
347 144 | 1 Pckg. | € 242,00
€ 205,00

ab 81,-



GC

G-ænial A'CHORD

Farbe	Spritze, 4 g (2,1 ml)	Unitips 15 x 0,16 ml
A1	447 155	447 173
A2	447 156	447 174
A3	447 157	447 175
A3,5	447 158	447 176
A4	447 159	447 177
A5	447 160	447 178
A6	447 161	447 179
AO1	447 162	447 180
AO2	447 163	447 181
AO3	447 164	447 182
JE (Junior Enamel)	447 165	447 183
AE (Adult Enamel)	447 166	447 184
BW	447 167	447 185
BOW	447 168	447 186
je Pckg.	€ 57,50	€ 61,70
ab 6 Pckgn., je Pckg.	€ 54,50	€ 58,50
	€ 47,90	€ 51,40

SONDERSTAFFEL!
Ab 6 Pckgn. einer Sorte
-17%



ab **47,90**



G-CEM ONE™

**Single Refill (4,6 g Spritze,
8 Automix Tips Regular,
2 Automix Endo Tips):**
AO3
447 197 | 1 Pckg. | € 61,50
€ 52,20

White Opaque
447 198 | 1 Pckg. | € 61,50
€ 52,20

**Twin Refill (2 x 4,6 g Spritzen,
15 Automix Tips Regular,
5 Automix Endo Tips):**
A2
447 195 | 1 Pckg. | € 115,00
€ 97,70

Transluzent
447 196 | 1 Pckg. | € 115,00
€ 97,70

-15%

**Value Refill (8 x 4,6 g Spritzen,
60 Automix Tips Regular,
20 Automix Endo Tips):**
A2
543 064 | 1 Pckg. | € 359,00
€ 305,00

Transluzent
447 149 | 1 Pckg. | € 359,00
€ 305,00

System Kit:
je 1 x 4,6 g A2, transluzent,
15 Automix Tips Regular,
5 Automix Endo Tips,
2 ml Enhancing Primer,
5 ml G-Multi Primer
447 199 | 1 Pckg. | € 149,00
€ 126,00

ab **52,20**



Initial™ LiSi Block + G-CEM ONE™ Bundle Kit

CAD/CAM-Block aus vollkristallisierten Lithium-Disilikat & selbstadhäsives Befestigungs-Composit.

Initial™ LiSi Block + G-CEM ONE™ Bundle Kit:

- je 5 LiSi Block A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, BL
- 4,6 g G-CEM ONE™ Spritze A2
- 8 GC Automix Tips Regular
- 2 GC Automix Endo tips
- 2 ml G-CEM ONE™ Adhesive Enhancing Primer

148 978 | 1 Pckg. | € 295,90

295,90



Die perfekte Kombination
für CAD/CAM-Restaurationen

FujiCem Evolve

-15%

Single Pack:

5 ml Spritze,
15 Push + Click Mixtips Regular
447 125 | 1 Pckg. | € 92,50
€ 78,50

Triple Pack Handmix:

3 x 5 ml Spritzen, 1 Mixing Pad
447 126 | 1 Pckg. | € 199,00
€ 169,00

Triple Pack Automix:

3 x 5 ml Spritzen,
45 Push + Click Mixtips Regular
447 127 | 1 Pckg. | € 229,50
€ 195,00

ab **78,50**



GC

AFFINIS® System

AFFINIS® PUTTY

(je 300 ml Basis und Katalysator):

putty soft
126 285 | 1 Pckg. | € 91,90
€ 68,90

fast putty soft
126 286 | 1 Pckg. | € 91,90
€ 68,90

putty super soft
126 225 | 1 Pckg. | € 91,90
€ 68,90

AFFINIS® System 360 Refill Pack
(2 x 380 ml Basis und Katalysator,
1 Fixationsring):

putty
226 281 | 1 Pckg. | € 177,50
€ 133,10

heavy body
226 284 | 1 Pckg. | € 177,50
€ 133,10

mono body
226 285 | 1 Pckg. | € 177,50
€ 133,10

AFFINIS® PRECIOUS System 50

(2 x 50 ml Kartuschen,

12 Mixing-Tips):

light body (silber)
226 255 | 1 Pckg. | € 58,50
€ 43,85

regular body (gold)
226 256 | 1 Pckg. | € 58,50
€ 43,85

-25%

AFFINIS® System 50
(2 x 50 ml Kartuschen,
12 Universal Mixing Tips):

regular body
126 282 | 1 Pckg. | € 58,50
€ 43,85

light body
126 283 | 1 Pckg. | € 58,50
€ 43,85

fast regular body
226 202 | 1 Pckg. | € 58,50
€ 43,85

fast light body
226 201 | 1 Pckg. | € 58,50
€ 43,85

PRESIDENT The Original

-25%

PRESIDENT The Original PUTTY

(2 x 300 ml, 2 Löffel):

putty
326 200 | 1 Pckg. | € 78,90
€ 59,15

putty soft
326 201 | 1 Pckg. | € 78,90
€ 59,15

putty super soft
326 202 | 1 Pckg. | € 78,90
€ 59,15

fast putty soft
326 220 | 1 Pckg. | € 78,90
€ 59,15

PRESIDENT The Original

System 360 Refill Pack

(2 x 380 ml Kartuschen):

mono body
326 215 | 1 Pckg. | € 164,50
€ 123,35

heavy body
326 216 | 1 Pckg. | € 164,50
€ 123,35

PRESIDENT The Original System 50
(2 x 50 ml Kartuschen,
12 Universal Mixing Tips):

Xtra light body
326 205 | 1 Pckg. | € 51,80
€ 38,85

light body
326 206 | 1 Pckg. | € 51,80
€ 38,85

regular body
326 207 | 1 Pckg. | € 51,80
€ 38,85

heavy body
326 208 | 1 Pckg. | € 47,80
€ 35,85

PRESIDENT The Original Tuben
(53 ml Base, 53 ml Catalyst):

light body
326 203 | 1 Pckg. | € 39,60
€ 29,70

regular body
326 204 | 1 Pckg. | € 39,60
€ 29,70



ab **29,70**

ab **43,85**

HySolate Latex Dental Dam

Puderfreier, proteinarmer Kofferdam
aus reinem Latex. 15,2 x 15,2 cm.

ab **15,60**

36 Blatt

Farbe	dünn	mittel	stark	extra stark
grün	063 135	063 136	063 137	063 148
hell	063 145	063 146	063 147	–
blau	–	063 149	063 150	–
1 Pckg.	€ 19,50 € 15,60	€ 21,60 € 17,25	€ 23,95 € 19,15	€ 24,80 € 19,85

mit aufgedruckter Schablone, 36 Blatt

schwarz	063 151	063 152	063 153	063 154
1 Pckg.	€ 22,50 € 17,95	€ 24,80 € 19,85	€ 27,80 € 22,25	€ 28,60 € 22,85



Hygenic Non Latex Dental Dam

mittel, 15 Blatt

035 120 | 1 Pckg. | € 34,60
€ 27,65

27,65



COLTENE

ParaCore

Farbe	Refill: 2 x 5 ml Automix Spritze, 20 Mixing Tips
white	179 102
dentin	179 103
dentin SLOW	179 109
translucent SLOW	179 110
1 Pckg.	€ 92,50 € 69,35

69,35

HyFlex Remover

30./07, 5 Stck.:	
19 mm	
363 685 1 Pckg.	€ 56,50 € 42,30
23 mm	
363 686 1 Pckg.	€ 56,50 € 42,30

ParaPost XP

Größe/Farbe	XP Titanium Posts, 12 Stifte
P7843, Ø 0,9 mm, braun	379 181
P7844, Ø 1,0 mm, gelb	379 182
P7844S, Ø 1,14 mm, blau	379 183
P7845, Ø 1,25 mm, rot	379 184
P7845S, Ø 1,40 mm, violett	379 185
P7846, Ø 1,50 mm, schwarz	379 186
je Pckg.	€ 75,20 € 56,40

ParaPost XP Abdruckstifte

Größe/Farbe	20 Abdruckstifte
P743-3, Ø 0,90 mm, braun	379 124
P743-4, Ø 1,00 mm, gelb	379 125
P743-4,5, Ø 1,14 mm, blau	379 126
P743-5, Ø 1,25 mm, rot	379 127
P743-5,5, Ø 1,40 mm, violett	379 128
P743-6, Ø 1,50 mm, schwarz	379 129
P743-7, Ø 1,75 mm, grün	379 130
je Pckg.	€ 35,60 € 26,70

ParaPost XP Temporärstifte

Größe/Farbe	20 Temporärstifte
P746-3, Ø 0,90 mm, braun	379 131
P746-4, Ø 1,00 mm, gelb	379 132
P746-4,5, Ø 1,14 mm, blau	379 133
P746-5, Ø 1,25 mm, rot	379 134
P746-5,5, Ø 1,40 mm, violett	379 135
P746-6, Ø 1,50 mm, schwarz	379 136
P746-7, Ø 1,75 mm, grün	379 137
je Pckg.	€ 58,70 € 43,95

roeko Wattekügelchen

Größe 000, Ø ca. 3 mm, 1,5 g	
063 505 1 Pckg.	€ 16,90 € 13,50
Größe 00, Ø ca. 4 mm, 4 g	
063 512 1 Pckg.	€ 18,90 € 15,10
Größe 0, Ø ca. 4,8 mm, 4 g	
063 510 1 Pckg.	€ 15,60 € 12,45
Größe 1, Ø ca. 6,3 mm, 10 g	
063 506 1 Pckg.	€ 14,20 € 11,35

Größe 2, Ø ca. 7,6 mm, 10 g	
063 507 1 Pckg.	€ 12,30 € 9,80

ab **9,80**

ParaPost XT

Größe/Farbe	10 Titan-Wurzel- gewindestifte
P683-0, Ø 0,9 mm, braun	279 141
P684-0, Ø 1,0 mm, gelb	279 142
P684-5, Ø 1,14 mm blau	279 143
P685-0, Ø 1,25 mm, rot	279 144
P685-5, Ø 1,40 mm, violett	279 145
P686-0, Ø 1,50 mm, schwarz	279 146
je Pckg.	€ 103,50 € 77,65

ParaPost XH

Größe/Farbe	XH Titanium Posts, 12 Stifte
P883, Ø 0,90 mm, braun	379 187
P884, Ø 1,00 mm, gelb	379 188
P884S, Ø 1,14 mm, blau	379 189
P885, Ø 1,25 mm, rot	379 190
P885S, Ø 1,4 mm, violett	379 191
P886, Ø 1,5 mm, schwarz	379 193
P887, Ø 1,75 mm, grün	379 192
je Pckg.	€ 85,60 € 64,20

ParaPost XP Ausbrennstifte

Größe/Farbe	10 Ausbrennstifte
P751-3, Ø 0,90 mm, braun	379 138
P751-4, Ø 1,00 mm, gelb	379 139
P751-4,5, Ø 1,14 mm, blau	379 140
P751-5, Ø 1,25 mm, rot	379 141
P751-5,5, Ø 1,40 mm, violett	379 142
P751-6, Ø 1,50 mm, schwarz	379 143
P751-7, Ø 1,75 mm, grün	379 144
je Pckg.	€ 41,70 € 31,25

One RECI Feilen

Verringertes Feilenbruchrisiko durch C.Wire-Wärmebehandlung und reziproke Bewegung. Hohe Schneidleistung, Einmalgebrauch, steril.

Procedure Pack, Länge 25 mm:

je 1 One Flare, K-Files 08/10,
One G, One RECI 20.04, 5 Stck.

850 643 | 1 Pckg. | € 49,80
€ 44,80

Procedure Pack, Länge 25 mm:

je 1 One Flare, K-Files 10,
One G, One RECI 25.04., 4 Stck.

850 644 | 1 Pckg. | € 41,60
€ 37,40

Procedure Pack, Länge 25 mm:

je 1 One Flare, K-Files 10/15,
One G, One RECI 25.06, 5 Stck.

850 645 | 1 Pckg. | € 49,80
€ 44,80

Procedure Pack, Länge 25 mm:

je 1 One Flare, K-Files 15/20,
One RECI 35.04, 4 Stck.

850 646 | 1 Pckg. | € 41,60
€ 37,40

Procedure Pack, Länge 25 mm:

je 1 One Flare, K-Files 20/25,
One RECI 45.04, 4 Stck.

850 647 | 1 Pckg. | € 41,60
€ 37,40

5 Stck.	21 mm	25 mm	31 mm
n20, 4%	850 625	850 630	850 635
n25, 4%	850 626	850 631	850 636
n35, 4%	850 628	850 633	850 638
n45, 4%	850 629	850 634	850 639
n25, 6%	850 627	850 632	850 637
sortiert*	850 640	850 641	850 642
1 Pckg.	€ 55,90 € 49,90	€ 55,90 € 49,90	€ 55,90 € 49,90

* 20.04., 25.04, 25.06., 35.04., 45.04



ab **37,40**



COLTENE
MicroMega



Sie möchten eine telefonische Beratung, einen Beratungstermin
in Ihrer Praxis oder weiteres Infomaterial zu One RECI?

Rufen Sie uns an unter: 0 60 42 / 88 00 88

Atraloc Nadel-Faden-Kombination

Perma-Hand-Seide:

Nicht resorbierbares, polifiles,
beschichtetes Seidenfibrum,
schwarz geflochten. Sicherer
Knotensitz und gutes Handling.

Nr. 18501 G: J-1 Nadel, USP 4-0

032 601 | 1 Pckg. | € 49,00
€ 44,00

Nr. 632 G: X-1 Nadel, USP 3-0

032 602 | 1 Pckg. | € 45,60
€ 41,00

Nr. EH 7149 G: FS-2 Nadel, USP 4-0

032 603 | 1 Pckg. | € 45,60
€ 41,00

Nr. 18509 G: SH-1plus Nadel, USP 3-0

032 609 | 1 Pckg. | € 45,60
€ 41,00

Nr. 18507 G: ST-4 Nadel, USP 4-0

032 607 | 1 Pckg. | € 46,90
€ 42,20

Mersilene:

Nicht resorbierbares, synthetisches,
polifiles Nahtmaterial, grün geflochten.
Durch hohe Reißkraft Sicherheit
vor Dehissenzen.

Nr. 18506 G: V-5 Nadel, USP 3-0

032 606 | 1 Pckg. | € 48,00
€ 43,20

Nr. 18513 G: V-5 Nadel, USP 4-0

032 620 | 1 Pckg. | € 48,00
€ 43,20

Nadeltyp	Maße
J-1 1/2 Kreis schneidende Nadel	L=17,0 mm ø=0,43 mm
X-1 1/2 Kreis schneidende Nadel	L=22,0 mm ø=0,43 mm
FS-2 3/8 Kreis schneidende Nadel	L=18,7 mm ø=0,55 mm
SH-1 plus 1/2 flache Rundkörpennadel	L=22,0 mm ø=0,55 mm
ST-4 Gerade Rundkörpennadel	L=19,0 mm ø=0,43 mm
V-5 1/2 Kreis schneidende Rundkörpennadel	L=17,0 mm ø=0,55 mm



ab **41,-** *Johnson & Johnson*

SPONGOSTAN™ Dental

- Resorbierbarer, steriler Schwamm
aus Schweinegelatine
- Formbar und wasserunlöslich
- pH-neutral
- 10 x 10 x 10 mm

24 Stck.

032 315 | 1 Pckg. | € 26,90
€ 22,20



22,20

TABOTAMP®

Steriles, resorbierbares Haemostypticum.

Nr. 1906, 10 Stck., Format 5 x 1,25 cm

032 310 | 1 Pckg. | € 165,00
€ 144,00

144,-



Nettopreise – kein Abzug
weiterer Rabatte möglich.

KLEENEX® Ultra Super-Soft Handtücher

Nr. 6710: 21,5 x 31,5 cm, 1440 Tücher
459 533 | 1 Pckg. | € 72,90
€ 64,90


64,⁹⁰



KLEENEX® Ultra Handtücher

Nr. 6778: 21,5 cm x 31,5 cm, 1860 Tücher
459 534 | 1 Pckg. | € 79,80
€ 69,90

Nr. 6789: 21,7 x 21,0 cm, 2.790 Stck.
598 530 | 1 Pckg. | € 77,60
€ 68,60



ab 68,⁶⁰

Aquarius™ Handtuchspender

Nr. 6956 für Formathandtücher:
(H x B x T) 15,9 x 28,7 x 14,2 cm
159 530 | 1 Pckg. | € 33,50
€ 29,50

29,⁵⁰



Admira Fusion 5

NEU

Keramisch basiertes ORMOCER® Füllungsmaterial. Mit Admira Fusion 5 ist es möglich alle VITA® classical Farben mit nur fünf Cluster-Shades abzudecken. Durch den verstärkten Chamäleon-Effekt wird eine perfekte Anpassung des Füllungsmaterials an die natürliche Zahnfarbe erreicht. Einfaches Modellieren ohne ein Kleben am Instrument.

Farbe	Spritze, 3 g	Caps, 15 x 0,2 g
A1	875 101	875 108
A2	875 102	875 109
A3	875 103	875 110
A3,5	875 104	875 111
A4	875 105	875 112
je Pckg.	€ 70,60	€ 70,60

Spritzen 5 x 3 g:

je 1 Spritze A1, A2, A3, A3,5, A4
875 100 | 1 Pckg. | € 282,40

Set 75 x 0,2 g Caps:

je 15 Caps A1, A2, A3, A3,5, A4
875 106 | 1 Pckg. | € 282,40

Testpack 10 x 0,2 g Caps:

je 2 Caps A1, A2, A3, A3,5, A4
875 107 | 1 Pckg. | € 50,00



ab 50,-

VOCO
DIE DENTALISTEN

alphasil® PERFECT

putty soft:

- Dose, 900 ml (ca. 1.600 g)
- Dosierlöffel

053 200 | 1 Pckg. | € 31,50
€ 25,20

Eimer, 10 kg

053 201 | 1 Eimer | € 135,00
€ 115,00

heavy:

Tube, 150 ml (ca. 175 g)

053 202 | 1 Tube | € 14,50
€ 12,50

medium:

Tube, 150 ml (ca. 175 g)

053 203 | 1 Tube | € 15,20
€ 12,90

light:

Tube, 150 ml (ca. 175 g)

053 204 | 1 Tube | € 15,95
€ 13,50

ab 12,50

BIS ZU
-20%



alphasil® PERFECT ACTIVATOR PASTE

Pastenhärter 60 ml, rosa

053 212 | 1 Tube | € 13,60
€ 11,60

11,60



**müller-
omicron**

INSIGHT

Periapical Film IP-21:

3,1 x 4,1 cm, 150 Einzelfilme

039 411 | 1 Pckg. | € 54,50

€ 49,50

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 52,50

€ 41,50

Periapical Film IP-01:

2,2 x 3,5 cm, 100 Einzelfilme

039 414 | 1 Pckg. | € 48,50

€ 44,50

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 47,50

€ 39,50

BIS ZU
-24%



ULTRA-SPEED

DF-58: 3,1 x 4,1 cm,

150 Blatt, Super Poly-Soft

039 425 | 1 Pckg. | € 51,90

€ 47,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 49,90

€ 39,90

ab 39,90

Carestream
DENTAL

T-MAT G/RA

12,7 x 30,5 cm, 50 Blatt

039 460 | 1 Pckg. | € 69,90

€ 64,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 67,90

€ 54,90

15 x 30 cm, 50 Blatt

039 462 | 1 Pckg. | € 74,50

€ 69,50

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 72,50

€ 59,50

18 x 24 cm, 50 Blatt

039 463 | 1 Pckg. | € 79,80

€ 77,80

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 77,80

€ 73,80



ab 54,90

TePe Interdentalbürsten Original

TePe Interdentalbürsten Original ermöglichen eine tägliche, professionelle Reinigung der Zahnzwischenräume und befreien diese effizient von Plaque und Speiseresten. Somit wird Karies und Zahnfleischerkrankungen vorgebeugt.

- Abgerundetes Drahtende – einfache und sichere Handhabung
- Zylindrische Bürsten – effektiver an oralen Flächen des Approximalraums
- Ummantelter Edelstahldraht – sicher und stabil
- 9 bzw. 6 Größen – ein Farbschema, übersichtlich, für jeden Zwischenraum
- Mit nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

ab 3,80



Die
nachhaltige
Wahl

Original Farbe, Stärke

8 Bürsten mit 1 Schutzkappe

25 Bürsten mit je 1 Schutzkappe

pink, 0,4 mm	398 853	698 830
orange, 0,45 mm	398 854	698 831
rot, 0,5 mm	398 855	698 832
blau, 0,6 mm	398 856	698 833
gelb, 0,7 mm	398 857	698 834
grün, 0,8 mm	398 858	698 835
lila, 1,1 mm	398 859	698 836
	ohne Schutzkappe	ohne Schutzkappe
grau, 1,3 mm	398 837	698 837
schwarz, 1,5 mm	398 838	–
je Pckg.	€ 4,60 € 4,40	€ 11,85 € 10,85
ab 10 Pckgn. einer Stärke, je Pckg.	€ 4,40 € 3,80	–

TePe®

NEU bei MW – Dentsply Sirona Hand- und Winkelstücke

T1 Line

Die hochwertige Hand- und Winkelstückserie T1 Line besticht durch ihr ergonomisches Design und liegt dank der Titanhülsen federleicht in Ihrer Hand. Das garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und präzise Ergebnisse. Durch die ISO-Schnittstelle bleiben Sie ganz flexibel, egal an welcher Behandlungseinheit Sie arbeiten.

Diese Vorteile bietet Ihnen T1 Line:

- 3 Jahre Garantie
- Längere Lebensdauer durch DLC (Diamond like Carbon)
- -beschichtete Kugellager
- Optimale Ausleuchtung für hervorragende Sicht
- Mit universeller ISO-Schnittstelle
- Adaptierbar für Motoren mit Licht dank ISO-Slider

Winkelstück C 200 L rot
243 870 | 1 Stck. | € 1.658,00
€ 1.575,00

Winkelstück C 40 L blau
543 371 | 1 Stck. | € 1.034,00
€ 982,00

Winkelstück C 6 L grün
288 004 | 1 Stck. | € 1.098,00
€ 1.043,00

Winkelstück C 1,6 L grün
288 003 | 1 Stck. | € 1.198,00
€ 1.138,00

Handstück H 40 L blau
127 591 | 1 Stck. | € 919,00
€ 873,00

ab **873,-**

Mit Leichtigkeit flexibel bleiben



Sirona Schnellkupplungen

Kupplung mit 4-Loch Normanschluss, LED-Licht, Sprayregulierung und mit Spray-Rücksaugstopp. Schnellkupplung für T1 / T2 Turbinen.

Herstellergarantie: 12 Monate

Turbinen Schnellkupplung R Typ Sirona
135 498 | 1 Stck. | € 419,00
€ 398,00

Turbinen Schnellkupplung R LED Sirona
288 001 | 1 Stck. | € 469,00
€ 445,00

ab **398,-**



T1 Turbinen

Die Turbinen der Premium-Klasse liegen dank ihrer leichten Volltitanhülse ideal ausbalanciert in Ihrer Hand. Und ganz egal, ob Sie sich für T1 Control, T1 Boost oder T1 mini entscheiden: Alle Turbinen glänzen mit hoher Leistungsstärke, geben Ihnen jederzeit die volle Kontrolle und arbeiten sehr geräuscharm.

Diese Mehrwerte bieten Ihnen T1 Turbinen:

- Hochwertige Qualität der Volltitanhülsen: 22% leichter als bisher für ergonomisches Arbeiten
- Volumenreduktion der Kopfgröße bei gleichbleibender oder sogar erhöhter Leistung
- DLC-beschichtete Keramik-Kugellager (Diamond like Carbon)
- Dynamic Speed Control (DSC) für eine höhere Laufruhe und geringeren Verschleiß
- Kostengünstiger Austausch des Rotorpakets durch den Anwender
- Drei verschiedene Kopfvarianten für unterschiedlichste Anforderungsprofile

Control Typ Sirona
288 025 | 1 Stck. | € 1.649,00
€ 1.566,00

Control Typ KaVo
288 026 | 1 Stck. | € 1.649,00
€ 1.566,00

Boost Typ Sirona
288 027 | 1 Stck. | € 1.649,00
€ 1.566,00

Boost Typ KaVo
288 028 | 1 Stck. | € 1.649,00
€ 1.566,00

mini Typ Sirona
288 029 | 1 Stck. | € 1.649,00
€ 1.566,00

mini Typ KaVo
288 030 | 1 Stck. | € 1.649,00
€ 1.566,00

ab **1.566,-**



Präzision, die in der Hand liegt

Dentosept clean

Desinfektionsmittel für die Wasserwege in der Behandlungseinheit, 1,41%-ig auf Basis von Wasserstoffperoxid. Wirkt nachhaltig durch Depotwirkung.

1 l
498 780 | 1 Fl. | € 29,50
€ 28,90
ab 6 Fl. | je Fl. | € 28,90
€ 27,90

ab **27,90**



T1 Spray

Zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen.

250 ml
098 780 | 1 Dose | € 34,50
€ 33,90
ab 6 Dosen | je Dose | € 33,90
€ 32,90

ab **32,90**



NEU bei **MW** – Dentsply Sirona Hand- und Winkelstücke

T2 Line

T2 Line ist die robuste Hand- und Winkelstückserie der Comfort-Klasse. Hier verbinden sich Qualität und das Know-how von Dentsply Sirona zu einer Produktreihe, die mit ihrer Funktionalität und Zuverlässigkeit dafür sorgt, dass Sie sich voll und ganz auf die Behandlung konzentrieren können.

Freuen Sie sich über viele komfortable Features:

- 2 Jahre Garantie
- Optimale Ausleuchtung für hervorragende Sicht
- Mit universeller ISO-Schnittstelle
- Adaptierbar für Motoren mit Licht dank ISO-Slider

Winkelstück A 200 L rot	288 021	1 Stck.	€ 1.169,00 € 1.110,00
Winkelstück A 40 L blau	288 022	1 Stck.	€ 864,00 € 821,00
Winkelstück A 6 L grün	288 023	1 Stck.	€ 929,00 € 882,00
Handstück AH 40 L blau	132 823	1 Stck.	€ 694,00 € 659,00

ab **659,-**

Die komfortable Lösung



Siroson Spitzen

Spitze Nr. 1L für grobe Reinigung, lingual und bukkal

559 020	1 Stck.	€ 115,00 € 109,00
---------	---------	----------------------

Spitze Nr. 2L vielseitig, lingual, bukkal und approximal

559 021	1 Stck.	€ 115,00 € 109,00
---------	---------	----------------------


Spitze Nr. 3L universal beidseitig, subgingival und interdental

559 022	1 Stck.	€ 106,00 € 99,95
---------	---------	---------------------

Spitze Nr. 4L universell, besonders geeignet für supra- und subgingivale Zahnflächen sowie für den interdentalen Bereich

559 023	1 Stck.	€ 111,00 € 105,00
---------	---------	----------------------

ab **99,95**



Dentsply Sirona

T2 Turbinen

Auf diese Turbinen der T2-Klasse können Sie sich in jeder Situation verlassen. Dafür sorgen unter anderem eine durchgängig hohe Leistung, die ergonomische Form in Verbindung mit einer widerstandsfähigen Edelstahlhülse sowie eine robuste Oberflächenveredelung unserer Turbinen.

Diese Mehrwerte bieten Ihnen T2 Turbinen:

- Hohe Robustheit durch Hülse aus Edelstahl und Oberflächenveredelung für eine verbesserte Griffbarkeit
- Volumenreduktion der Kopfgröße bei gleichbleibender oder sogar erhöhter Leistung
- Robuste Keramik-Kugellager
- Dynamic Speed Control (DSC) für eine höhere Laufruhe und geringeren Verschleiß
- Passend für alle gängigen Schnellkupplungsvarianten (Click & Go)
- Kostengünstiger Austausch des Rotorpakets durch den Anwender
- Geringer Geräuschpegel: T2 Turbinen mit 4-Düsen-Spray

T2 Control:

Dentsply Sirona-Anschluss

288 031	1 Stck.	€ 1.349,00 € 1.280,00
---------	---------	--------------------------

KaVo-Anschluss

288 032	1 Stck.	€ 1.349,00 € 1.280,00
---------	---------	--------------------------

W&H-Anschluss

288 033	1 Stck.	€ 1.349,00 € 1.280,00
---------	---------	--------------------------

NSK-Anschluss

288 034	1 Stck.	€ 1.349,00 € 1.280,00
---------	---------	--------------------------

T2 Boost:

Dentsply Sirona-Anschluss

288 035	1 Stck.	€ 1.349,00 € 1.280,00
---------	---------	--------------------------

KaVo-Anschluss

288 036	1 Stck.	€ 1.349,00 € 1.280,00
---------	---------	--------------------------

W&H-Anschluss

288 037	1 Stck.	€ 1.349,00 € 1.280,00
---------	---------	--------------------------

NSK-Anschluss

288 038	1 Stck.	€ 1.349,00 € 1.280,00
---------	---------	--------------------------

T2 mini:

Dentsply Sirona-Anschluss

288 039	1 Stck.	€ 1.349,00 € 1.280,00
---------	---------	--------------------------

KaVo-Anschluss

288 040	1 Stck.	€ 1.349,00 € 1.280,00
---------	---------	--------------------------

W&H-Anschluss

288 041	1 Stck.	€ 1.349,00 € 1.280,00
---------	---------	--------------------------

NSK-Anschluss

288 042	1 Stck.	€ 1.349,00 € 1.280,00
---------	---------	--------------------------

1.280,-



Cerec Dentatec

Schleifzusatz zur Verwendung in einer Sirona Cerec Einheit.

1 l	106 901	1 Fl.	€ 64,80 € 61,50
-----	---------	-------	--------------------

61,50



MAILLEFER WaveOne® Gold

	L 21 mm	NiTi-Feilen, L 25 mm 6 Stck.	L 31 mm	Papierspitzen, 180 Stck.	Conform Fit™ Guttapercha, 60 Stck.
small 20/.07, gelb	888 643	888 647	888 651	888 668	988 696
primary 25/.07, rot	888 644	888 648	888 652	888 669	988 697
medium 35/.06, grün	888 645	888 649	888 653	888 670	988 698
large 45/.05, weiß	888 646	888 650	888 654	888 671	988 699
Sortiment*	–	–	–	–	988 695
1 Pckg.	€ 95,95	€ 95,95	€ 95,95	€ 25,70	€ 17,10
* je 12 x small, medium, large, 24 x primary	€ 91,15	€ 91,15	€ 91,15	€ 23,90	€ 15,90

	Glider, 6 Stck.
21 mm	140 917
25 mm	140 909
31 mm	888 655
1 Pckg.	€ 93,70
	€ 87,90

Der perfekte Start für
eine sichere, vorhersagbare
Wurzelkanalaufbereitung.

6 Instrumente
87,90



**Dentsply
Sirona**

Ceram.x Spectra™ ST (HV)

Farbe	Refill: 16 x 0,25 g Compules	Eco Refill: 52 x 0,25 g Compules
A1	788 101	–
A2	788 102	788 107
A3	788 103	788 108
A3,5	788 104	–
A4	788 105	–
BW	788 106	–
je Pckg.	€ 71,60 € 65,90	€ 212,00 € 192,00



Vereinfachtes Farbsystem:

5 universelle CLOUD-
Farben decken die
gesamte VITA®-Skala ab

* Keine eingetragene Marke von Dentsply Sirona, Inc.

AUCH IN LV UND IN SPRITZEN ERHÄLTlich

ab **65,90**



AH Plus® Bioceramic Sealer

- Biokompatibel
- Spaltfrei
- Auswaschbeständig
- Benutzerfreundlich

Starter Kit:
3 g Spritze, 20 Kanülen
088 335 | 1 Pckg. | **€ 115,90**
€ 105,90

105,90 Dreifache Verschluss-
sicherheit Ihrer Obturation



SDR® flow+

Eco-Nachfüllpackung:
50 x 0,25 g Compulas U (Universalfarbe)
688 165 | 1 Pckg. | **€ 199,50**
€ 188,00

Farbe	15 x 0,25 g Compulas
U (Universalfarbe)	688 161
A1	688 162
A2	688 163
A3	688 164
1 Pckg.	€ 70,60 € 64,90



AUCH IN SPRITZEN ERHÄLTlich

ab **64,90**

Ceram.x Spectra™ ST flow

Farbe	Refill: 16 x 0,25 g Compules
A1	788 132
A2	788 133
A3	788 134
A3,5	788 135
A4	788 136
BW	788 137
D1	788 138
D3	788 139
E1	788 140
1 Pckg.	€ 71,60 € 65,90



AUCH IN SPRITZEN ERHÄLTlich

65,90



Cerec MTL Zirconia

Farbe	medi 2 Stck.	mono 5 Stck.
A1	988 824	988 817
A2	988 825	988 818
A3	988 826	988 819
A3,5	988 827	988 820
B2	988 828	988 821
C2	988 829	988 822
D2	988 830	988 823
1 Pckg.	€ 143,90 € 136,00	€ 107,90 € 102,00

Hochfester, vorein-
gefärbter Multilayer
Zirkonoxid Block
für Cerec CAD/CAM-
Systeme zur Herstellung
von vollanatomischen
Kronen, Brücken, Onlays,
Inlays und Veneers.

ab **102,-**



**Dentsply
Sirona**

Talon Universalbohrer

289,-

100 Stck.:	
10	859 840 1 Pckg. € 289,00
12	859 841 1 Pckg. € 289,00



TRI HAWK
FOR THE BUB CONNOISSEUR

Safescraper TWIST

ab **99,-**

3 Stck.:	
gebogen	559 092 1 Pckg. € 119,50
gerade	559 093 1 Pckg. € 99,00




META

Minimalinvasive Präparationstechnik

TOP
SELLER

- Kleinste Arbeitsteildurchmesser mit anwendungsorientierten Formen
- lange, schlanke Hälse für optimale Übersicht
- **mittlere** und **feine** Körnung je nach Anwendungsbereich

-15%



Bush®
There is no substitute for quality

**MADE IN
GERMANY**



					
FG / mittlere Körnung	MI801 010	MI802 014	MI806 014	MI830 009	
Art.-Nr.	231 839	231 807	231 808	231 809	
je Pckg. à 6 Stck.	€ 28,70 € 24,40	€ 28,70 € 24,40	€ 28,70 € 24,40	€ 28,70 € 24,40	
• FG / feine Körnung	–	MI8802 014	MI8806 014	MI8830 009	
Art.-Nr.	–	713 115	213 825	231 826	
je Pckg. à 2 Stck.	–	€ 10,60 € 8,95	€ 10,60 € 8,95	€ 10,60 € 8,95	



				
FG / mittlere Körnung	MI830 012	MI838 007	MI889 007	
Art.-Nr.	231 810	231 811	231 812	
je Pckg. à 6 Stck.	€ 28,70 € 24,40	€ 28,70 € 24,40	€ 28,70 € 24,40	
• FG / feine Körnung	MI8830 012	MI8838 007	MI8889 007	
Art.-Nr.	713 116	231 828	543 378	
je Pckg. à 2 Stck.	€ 10,60 € 8,95	€ 10,60 € 8,95	€ 10,60 € 8,95	

mittlere Körnung =  **• feine Körnung =**  **CE 0124**

SONDERSTAFFEL! 20% SPAREN AB DEM KAUF VON 5 STCK. EINER PREISKLASSE!

VITABLOCS® TriLux forte for CEREC/inLab

VITABLOCS® TriLux forte sind VITABLOCS® der 2. Generation. Da der Zahnfarbverlauf bereits in die Rohlinge integriert ist, ermöglichen diese die computergestützte Reproduktion des natürlichen Farbspiels. Die Blöcke verfügen über vier Farbtintensitätsschichten.



ab **68,70**

Farbe/Form	TF-12	Farbe/Form	TF-14	Farbe/Form	TF-14/14
0M1C	295 001	0M1C	295 003	1M2C	489 946
2M2C	295 002	2M2C	295 004	2M2C	489 949
1M2C	394 944	1M2C	489 945	3M2C	489 952
2M2C	394 945	2M2C	489 948	A1C	294 993
3M2C	394 946	3M2C	489 951	A2C	294 994
A1C	394 947	A1C	489 983	A3C	294 995
A2C	394 948	A2C	489 984	A3.5C	294 996
A3C	394 949	A3C	489 985	Pckg. à 5 Stck. € 112,00	
A3.5C	294 991	A3.5C	294 992	Sonderstaffel: ab 5 Pckg. € 89,60	
Pckg. à 5 Stck. € 85,90		Pckg. à 5 Stck. € 98,90			
Sonderstaffel: ab 5 Pckg. € 68,70		Sonderstaffel: ab 5 Pckg. € 79,20			

VITABLOCS® TriLux forte UNIVERSAL **NEU**

Polychrome, zahnfarbene Feldspat-Rohlinge mit integriertem Farbverlauf zur Reproduktion des natürlichen Farbspiels. Ermöglicht es verlässliche Versorgung zu fertigen dank beständigem Material mit guter klinischer Bewährung. Hochästhetisch dank eines Werkstoffs mit gutem Farb- und Lichtspiel.



ab **68,70**

Farbe/Form	TF-12	Farbe/Form	TF-14	Farbe/Form	TF-14/14
1M2C	295 005	1M2C	295 012	1M2C	295 019
2M2C	295 006	2M2C	295 013	2M2C	295 020
3M2C	295 007	3M2C	295 014	3M2C	295 021
A1C	295 008	A1C	295 015	A1C	295 022
A2C	295 009	A2C	295 016	A2C	295 023
A3C	295 010	A3C	295 017	A3C	295 024
A3.5C	295 011	A3.5C	295 018	A3.5C	295 025
Pckg. à 5 Stck. € 85,90		Pckg. à 5 Stck. € 98,90		Pckg. à 5 Stck. € 112,00	
Sonderstaffel: ab 5 Pckg. € 68,70		Sonderstaffel: ab 5 Pckg. € 79,20		Sonderstaffel: ab 5 Pckg. € 89,60	

VITA

good morning spray

Antibakterielle Sprühlösung für Prothesenunterfütterungen auf A-Silikonbasis, wirkt plaqueinhibierend und verzögert 24 Stunden die Ablagerung oralspezifischer Mikroorganismen, ohne Beeinträchtigung der natürlichen Mundflora. Bakteriostatische Wirkung (hemmt das Bakterienwachstum) durch eine spezielle Wirkstoffkombination. Enthält Chlorhexidin und ätherische Öle.

100 ml
133 348 | 1 Pckg. | **€ 9,70**
€ 7,75
5 x 100 ml
030 900 | 1 Pckg. | **€ 41,00**
€ 32,80



-20% ab **7,75**

mollosil® plus Automix 2

Refillpackung:

• 50 ml Kartusche
030 918 | 1 Pckg. | **€ 134,90**
€ 112,00

Standardpackung:

• 50 ml Kartusche
• 7 Mischkanülen
• 5 ml Primer
• 2 x 7 ml Politur
• 1 Schleifset
030 917 | 1 Pckg. | **€ 194,20**
€ 161,00



ab **112,-**

mollosil®

Standardpackung:

• je 1 Tube Base und Katalysator à 50 ml
• 5 ml Adhäsiv
• 2 x 6 ml LUSTROL Glanzlack
• 2 Pipetten
030 902 | 1 Pckg. | **€ 97,50**
€ 81,90

Starterkit:

• je 1 Tube Base und Katalysator à 30 ml
• 5 ml Adhäsiv
• 2 x 6 ml LUSTROL Glanzlack
• 2 Pipetten
030 905 | 1 Pckg. | **€ 58,60**
€ 48,90



ab **48,90**

DETAX

HIGHEND MEDICAL MATERIALS

Tofflemire Matrizen bombiert

Mikrodünn 0,025 mm, 30 Stck.:
Nr. 6109 für Prämolare, 5,5 mm
198 153 | 1 Pckg. | € 26,50
€ 18,55

Nr. 6108 für Molare, 6,3 mm
198 154 | 1 Pckg. | € 26,50
€ 18,55

Superdünn 0,04 mm, 30 Stck.:
Nr. 6107 für Prämolare, 5,5 mm
198 155 | 1 Pckg. | € 21,95
€ 15,35

Nr. 6106 für Molare, 6,3 mm
198 156 | 1 Pckg. | € 21,95
€ 15,35

ab **15,³⁵**



polydentia
swiss manufacture

Stripmat

15 m, 0,05 mm dünn:
6 mm breit
000 162 | 1 Pckg. | € 12,95
€ 8,95

8 mm breit
000 163 | 1 Pckg. | € 12,95
€ 8,95

10 mm breit
000 164 | 1 Pckg. | € 12,95
€ 8,95

-30%

8,⁹⁵



Skalpellsklingen

Skalpelle aus Karbonstahl,
einzeln steril verpackt.

Figur	100 Stck.
10	340 691
11	340 692
12	340 693
15	340 694
15C	340 695
je Pckg.	€ 20,50 € 18,45
12D	340 696
je Pckg.	€ 33,90 € 30,50



Einmalskalpelle

Steril, einzeln verpackt.

Figur	10 Stck.
10	340 686
11	340 687
12	340 688
15	340 689
je Pckg.	€ 6,50 € 5,85
15C	340 690
je Pckg.	€ 6,95 € 6,25



ab **18,⁴⁵**

Swann-Morton®

ab **5,⁸⁵**

Tetric EvoCeram®

Farbe	Einzelpackung (Spritze, 1 x 3 g)	Normalpackung (Cavifils, 20 x 0,2 g)
A2	991 143	991 183
A3	991 144	991 184
A2 Dentin	991 121	991 127
je Pckg.	€ 54,90 € 49,40	€ 81,50 € 73,35
A1	991 142	991 182
A3,5	991 145	991 185
A4	991 146	991 186
B1	991 122	991 128
B2	991 147	991 187
B3	991 148	991 188
C1	991 149	991 189
C2	991 150	991 190
C3	991 151	991 191
D2	991 123	991 129
D3	991 152	991 192
A3,5 Dentin	991 153	991 193
A4 Dentin	991 154	991 194
B2 Dentin	991 155	991 195
T	991 156	991 196
Bleach XL	991 157	991 197
Bleach L	991 158	991 198
Bleach I	991 159	991 199
Bleach M	991 160	991 135
je Pckg.	€ 59,00 € 53,10	€ 87,00 € 78,30

ab 49,⁴⁰



Tetric EvoFlow®

Farbe	Spritze, 1 x 2 g, 5 Metall- Kanülen 0,9 mm	Cavifils, 20 x 0,2 g	Farbe	Spritze, 1 x 2 g, 5 Metall- Kanülen 0,9 mm	Cavifils, 20 x 0,2 g
A2	191 102	091 188	A2 Dentin	191 138	191 141
A3	191 103	091 189	je Pckg.	€ 36,90 € 33,20	€ 77,00 € 69,30
je Pckg.	€ 36,90 € 33,20	€ 77,00 € 69,30	A3,5 Dentin	191 108	091 194
A1	191 101	091 187	B2 Dentin	191 139	191 158
A3,5	191 104	091 190	T	191 107	091 193
A4	191 106	091 192	Bleach XL	191 109	091 195
B1	191 137	191 140	Bleach L	191 131	091 196
B3	191 105	091 191	Bleach M	191 133	091 198
je Pckg.	€ 38,50 € 34,65	€ 82,90 € 74,60	je Pckg.	€ 38,50 € 34,65	€ 82,90 € 74,60



ab 33,²⁰

ivoclar

Cention® Forte

Starter:
20 x 0,3 g Kapseln A2, 6 g Primer,
25 Applikatorpinsel
219 154 | 1 Pckg. | € 84,90
€ 76,40

Kit:
50 x 0,3 g Kapseln A2, 6 g Primer,
50 Applikatorpinsel
219 153 | 1 Pckg. | € 157,00
€ 141,30

Refill:
50 x 0,3 g Kapseln A2
219 155 | 1 Pckg. | € 126,50
€ 113,85

Jumbo:
100 x 0,3 g Kapseln A2
219 156 | 1 Pckg. | € 215,00
€ 193,50

Kapsel Applikator
219 158 | 1 Pckg. | € 74,95
€ 67,40

6 g Primer, 50 Applikatorpinsel
219 157 | 1 Pckg. | € 67,90
€ 61,10



ab 61,¹⁰

Variolink Esthetic

LC System Kit (Pen):

- je 2 g Esthetic LC light, neutral, warm
- je 1,7 g Esthetic Try-In-Paste light, neutral, warm
- 2 g Spritze Total Etch
- 2 ml VivaPen Adhese Universal
- 5 g Flasche Monobond Plus
- 2,5 g Spritze Liquid-Strip,
- Zubehör

135 393 | 1 Pckg. | € 425,00
€ 382,50

DC System Kit (Pen):

- je 5 g Esthetic DC light, neutral, warm
- je 1,7 g Esthetic Try-In-Paste light, neutral, warm
- 2 g Spritze Total Etch
- 2 ml VivaPen Adhese Universal
- 5 g Flasche Monobond Plus
- 2,5 g Spritze Liquid-Strip
- Zubehör

135 548 | 1 Pckg. | € 529,00
€ 476,00

Farbe	Esthetic LC Refill, 2 g, 5 Mischkanülen	Esthetic DC Refill, 5 g, 10 Mischkanülen	Esthetic DC Refill, 9 g, 15 Mischkanülen	Esthetic DC Vorteilspackung, 3 x 9 g, 3 x 15 Mischkanülen	Esthetic Try-In-Paste Refill, 1,7 g, 5 Applikationskanülen
light+	219 102	219 107	–	–	219 112
light	219 103	219 108	135 385	219 119	219 113
neutral	219 104	219 109	134 349	219 120	219 114
warm	219 105	219 110	135 632	219 121	219 115
warm+	219 106	219 111	–	–	219 116
1 Pckg.	€ 50,90 € 45,80	€ 114,50 € 103,00	€ 199,50 € 179,50	€ 429,00 € 386,00	€ 28,90 € 26,00

ab **26,-**



Proxyl®

- Effektives Reinigen und Polieren dank optimierter Proxyl®-Formel
- Bedarfsorientierte Anwendung mit drei Abrasionsstufen + fluoridfreie Variante
- Geschmeidige Konsistenz und gute Haftung für eine effiziente Anwendung
- Glanzerhalt bei hochwertigen Restaurationen mit der feinen Proxyl®-Paste für schonende Pflege

Abrasionsstufen	mit Fluorid, 80 g	fluoridfrei, 80 g
fein	091 827	–
mittel	091 828	091 829
intensiv	091 830	–
je Pckg.	€ 20,90 € 18,80	€ 20,90 € 18,80



18,80

ivoclar

OptraGate®

Assortment:

je 40 OptraGate® regular weiß, small weiß
091 610 | 1 Pckg. | € 129,90
€ 116,90

Refill:

80 OptraGate® regular weiß
091 611 | 1 Pckg. | € 129,90
€ 116,90

80 OptraGate® small weiß
091 612 | 1 Pckg. | € 129,90
€ 116,90

80 OptraGate® Junior weiß
091 605 | 1 Pckg. | € 135,00
€ 121,50



ab **116,90**

RetraXil®

Starter Pack: 4 x 1 g Spritze,
20 Kanülen, 2 Aufdrehhilfen

209 290 | 1 Pckg. | **€ 55,00**
€ 49,50

Value Pack: 20 x 1 g Spritze,
100 Kanülen, 10 Aufdrehhilfen

209 291 | 1 Pckg. | **€ 205,00**
€ 184,50

ab **49,50**



Effiziente, gingivale Retraktion in Perfektion.
Mit höchsten Standards in Handhabung & Sicherheit.

Venus® Bulk Flow ONE

- Verkürzte Behandlungszeit durch den Wegfall der Farbauswahl (im Seitenzahnbereich) und den Verzicht auf eine zusätzliche Deckschicht
- Effizientes Füllen in 4 mm-Schritten und eine sichere Lichthärtung (20 Sek.) – auch bei tieferen Kavitäten
- Einstieg ohne Experimente, das neue Material profitiert von der 10-jährigen Venus-Erfahrung und partizipiert somit von dessen bewiesenen hervorragenden mechanischen Eigenschaften
- Erweiterung des Patientenspektrums aufgrund der verkürzten Behandlungszeit und der effizienten Bulk-Fill-Therapie bei Kindern, älteren Menschen und Angstpatienten

Value Kit Syringe

642 130 | 1 Pckg. | **€ 282,00**
€ 249,00

Value Kit PLT

642 131 | 1 Pckg. | **€ 262,00**
€ 233,00

Refill, 2 g Syringe

642 132 | 1 Pckg. | **€ 33,90**
€ 29,90

Refill, 20 x 0,2 g PLT

642 133 | 1 Pckg. | **€ 72,20**
€ 64,90

ab **29,90**



Venus® Diamond ONE / Venus® Pearl ONE

Venus® Diamond ONE

Spritze Kit:

2 x 4 g Spritzen Diamond ONE,
4 ml iBond Universal,
Schichtanleitung, Arbeitskarte

642 120 | 1 Pckg. | **€ 149,00**
€ 127,70

Spritze Basic Kit:

2 x 4 g Spritzen Diamond ONE,
1,8 g Spritze Diamond Flow Baseline,
2 ml iBond Universal,
5 Flow Kanülen, Arbeitskarte

642 121 | 1 Pckg. | **€ 149,00**
€ 127,70

Venus Diamond Spritze Refill, 4 g

642 122 | 1 Pckg. | **€ 72,00**
€ 59,90

PLT Kit:

30 x 0,25 g PLTs Diamond ONE,
4 ml iBond Universal,
Schichtanleitung, Arbeitskarte

642 123 | 1 Pckg. | **€ 149,00**
€ 127,70

PLT Basic Kit:

30 x 0,25 g PLTs Diamond ONE,
1,8 g Spritze Diamond Flow Baseline,
2 ml iBond Universal,
5 Flow Kanülen, Arbeitskarte

642 124 | 1 Pckg. | **€ 149,00**
€ 127,70

PLT Refill, 20 x 0,25 g

642 125 | 1 Pckg. | **€ 89,00**
€ 75,00

Venus® Pearl ONE

Spritze Kit:

2 x 3 g Spritzen Pearl ONE,
4 ml iBond Universal,
Schichtanleitung, Arbeitskarte

642 126 | 1 Pckg. | **€ 109,00**
€ 94,50

Venus Pearl ONE Spritze Refill, 3 g

642 127 | 1 Pckg. | **€ 53,20**
€ 45,50

PLT Kit:

30 x 0,2 g PLTs Pearl ONE,
4 ml iBond Universal,
Schichtanleitung, Arbeitskarte

642 128 | 1 Pckg. | **€ 109,00**
€ 94,50

PLT Refill, 20 x 0,2 g

642 129 | 1 Pckg. | **€ 70,50**
€ 59,90

ab **59,90**



ab **45,50**



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

AGFA Dentus M2 Comfort E/F

Empfindlichkeitsklasse E.

3 x 4, 150 Blatt

003 425 | 1 Pckg. | € 60,00
€ 56,00

2 x 3, 100 Blatt

003 427 | 1 Pckg. | € 54,90
€ 51,40

ab 51,40




SOPIRA® Carpulse Einmalkanülen

SOPIRA Carpulse Kanülen – die passende Nadel für jede Indikation

- Geringeres Abknick-Risiko im Desmodontalspalt: mit speziellem Kurzschliff für die intraligamentäre Anästhesie

SOPIRA Carpulse Free Flow Kanülen

- Bis zu 50% vergrößerter Innendurchmesser, da besonders dünnwandig
- Geringer Injektionswiderstand
- Injektionslösung dringt noch gewebeschonender ein



100 Stck.	Einmal-kanülen	Free Flow Einmal-kanülen
0,4 x 38 mm, rot	009 505	009 515
0,4 x 25 mm, orange	009 507	009 516
0,3 x 25 mm, orange	009 509	009 517
Kurzer Anschliff, für die intraligamentäre Anästhesie:		
0,3 x 16 mm, grün	009 511	009 518
0,3 x 12 mm, blau	009 512	009 519
1 Pckg.	€ 17,20 € 15,50	€ 18,90 € 16,90

ab 15,50



SOPIRA® Citocartin

SOPIRA® Citocartin 1:100.000

Zylinderampullen (blau):

50 Stück à 1,7 ml

109 300 | 1 Pckg. | € 26,50
€ 25,20

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 25,20
€ 21,90

SOPIRA® Citocartin 1:200.000

Zylinderampullen (grün):

50 Stück à 1,7 ml

109 301 | 1 Pckg. | € 26,50
€ 25,20

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 25,20
€ 21,90

-17%
gegenüber Einzelkauf

Nettopreise – kein Abzug
weiterer Rabatte möglich.

ab 21,90



SONDERPREISE GÜLTIG BIS 30.06.2023



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Predicta™ Core

Bioaktives Stumpfaufbaumaterial mit Zirkonoxid. Stimuliert die Bildung von Mineralapatit, das Material setzt Calcium, Phosphat und Fluorid frei um die Bildung einer Schutzschicht zu fördern. Hohe Röntgenopazität, Dimensionsstabilität, sowie hohe Druck- und Biegefestigkeit, unbegrenzte Polymerisationstiefe. Schnelle und einfache Abgabe durch die Automixspritze. In zwei Varianten erhältlich, Flow oder Bodymasse.

5 ml Spritze flow,
20 Needle Mixing Tips 1,4 mm,
17-Gauge:
weiß
759 115 | 1 Pckg. | € 74,90
€ 59,90
zahnfarben
759 116 | 1 Pckg. | € 74,90
€ 59,90

5 ml Spritze body,
20 Needle Mixing Tips 1,4 mm,
17-Gauge:
weiß
759 117 | 1 Pckg. | € 74,90
€ 59,90
zahnfarben
759 118 | 1 Pckg. | € 74,90
€ 59,90
5 ml Dispensing Gun
759 119 | 1 Pckg. | € 102,90
€ 82,30
Needle Mixing Tips, 30 Stck.:
1,4 mm, 17-Gauge
759 120 | 1 Pckg. | € 37,50
€ 29,95
1,1 mm, 19-Gauge
759 121 | 1 Pckg. | € 37,50
€ 29,95

ab **29,95**



Predicta™ Bulk

Bioaktives, nanogefülltes Composite für Schichtstärken bis 4 mm. Das Material gibt Calcium- Phosphat- und Fluoridionen ab, so dass die Bildung von Mineralapatit und die Remineralisierung stimuliert werden. Es ist dimensionsstabil, ideale Viskosität um sich einfach an die Kavität anzupassen, auch als fließfähiges Material (LV) erhältlich. Gute Polierbarkeit und Langlebigkeit durch Nanofüller, hohe Röntgenopazität. Für Restaurationen der Klasse I – V.

5 ml Spritze, 20 Needle Mixing Tips
1,4 mm, 17-Gauge:
A1/B1
759 123 | 1 Pckg. | € 109,00
€ 87,20
A2/B2
759 124 | 1 Pckg. | € 109,00
€ 87,20

5 ml Spritze, 20 Needle Mixing Tips
1,4 mm, 17-Gauge:
A1/B1 (LV)
759 125 | 1 Pckg. | € 109,00
€ 87,20
A2/B2 (LV)
759 126 | 1 Pckg. | € 109,00
€ 87,20

ab **87,20**



Dryz® blu

30 x 0,24 g Unitdose,
1 Dispensing Gun
259 255 | 1 Pckg. | € 119,00
€ 95,20
30 x 0,24 g Unitdose
259 256 | 1 Pckg. | € 79,90
€ 63,90

- Stoppt Zahnfleischbluten und das Durchsickern von Sulkusflüssigkeit
- Rückstandslose Entfernung durch Luft-/Wasserspritze
- Zur alleinigen Anwendung oder in Verbindung mit Retraktionsfäden

Standard Kit:
7 x 0,5 ml Spritzen,
15 Applikationskanülen
259 258 | 1 Pckg. | € 91,90
€ 68,90

Value Pack:
25 x 0,5 ml Spritzen,
55 Applikationskanülen
259 259 | 1 Pckg. | € 279,00
€ 209,00

ab **63,90**



-25%

parkell

Intensiv Ortho-Strips System

beidseitig diamantiert, 3 Stck.:
mit Sägezahn, 8 µm, orange, ultrafein
143 482 | 1 Pckg. | € 73,50
€ 62,50


15 µm, gelb
543 013 | 1 Pckg. | € 73,50
€ 62,50

25 µm, weiß
543 012 | 1 Pckg. | € 73,50
€ 62,50

40 µm, rot
343 634 | 1 Pckg. | € 73,50
€ 62,50

60 µm, ocker
343 635 | 1 Pckg. | € 73,50
€ 62,50

gelocht, 80 µm, blau
359 823 | 1 Pckg. | € 73,50
€ 62,50



62,50

Intensiv Ortho-Strips System, Central **NEU**

Oszillierende Diamantstrips für die interdentale, bilaterale Reduktion der Zahnbreite in der Kieferorthopädie.

Die Diamantierung im zentralen Bereich des Strips bietet folgende Vorteile:
Vereinfachtes Einführen zwischen den interdentalen Kontaktpunkten, Vermeidung von zervikalen Stufenbildungen, Erhalt der ursprünglichen Morphologie am Zahnäquator.

- 60 µm zur Reduktion des proximalen Zahnschmelzes
- 40 µm zum Konturieren
- 25 µm zum Ausarbeiten
- 15 µm zum Polieren


Sterilisierbar. Verwendung nur mit Winkelstückköpfen mit Hub.

doppelseitig central, 3 Stck.:
coarse, 60 µm
859 870 | 1 Pckg. | € 79,50
€ 67,60

medium, 40 µm
859 871 | 1 Pckg. | € 79,50
€ 67,60

fine, 25 µm
859 872 | 1 Pckg. | € 79,50
€ 67,60

Polishing, 15 µm
859 873 | 1 Pckg. | € 79,50
€ 67,60



67,60

Intensiv
Swiss Dental Products

Luxator® P-Serie

Die neue Luxator® P-Serie bietet den Vorteil, mit einem Stifthaltergriff zu arbeiten, der eine erhöhte Taktilität bietet. Dies ist ein wichtiges Merkmal, da diese neuen Instrumente dünner und schärfer sind als die ursprünglichen Luxator®-Instrumente. Die mit Titannitrat beschichteten Klingen erhöhen die Langlebigkeit der Instrumente.



Kit: je 1 Stck. P1, P2, P3, P4
898 625 | 1 Kit | € 386,00
€ 328,00

P1: gerade Klinge, dunkelgrün
898 626 | 1 Stck. | € 113,00
€ 95,95

P2: invertiert gebogen, hellblau
898 627 | 1 Stck. | € 113,00
€ 95,95

P3: Gegenwinkel, dunkelblau
898 628 | 1 Stck. | € 113,00
€ 95,95

P4: Doppelkante, lila
898 629 | 1 Stck. | € 113,00
€ 95,95

ab **95,95**

CALASEPT® / Plus

CALASEPT®

2 Luer-Lock-Spritzen á 1,5 ml,
10 Applikationskanülen
198 340 | 1 Pckg. | € 26,95
€ 22,90

4 Luer-Lock-Spritzen á 1,5 ml,
20 Applikationskanülen
198 341 | 1 Pckg. | € 49,40
€ 41,90

CALASEPT® Plus

4 x 1,5 ml Spritzen, 20 Flexi-Tips
198 343 | 1 Pckg. | € 53,70
€ 45,60



ab **22,90**

DryDent® Parotid **NEU**

Größe 50 Stck.
small 559 547
large 559 548
je Pckg. € 12,95
€ 10,95



10,95

DIRECTA

Einmalskalpelle

-20%

Steril.

Figur	10 Stck.
10	759 635
11	759 636
12	759 637
15	759 638
je Pckg.	€ 5,90 € 4,70




4,70

Skalpellklingen

-20%

Skalpellklingen aus Karbonstahl,
einzeln, steril verpackt.

Figur	100 Stck.
10	759 630
11	759 631
12	759 632
15	759 633
15C	759 634
je Pckg.	€ 17,90 € 14,30



14,30

GIMA
ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

Chlorhexamed PRAXIS 1 % Gel

Gel, 50 ml
080 309 | 1 Pckg. | € 7,50
€ 6,90



6,⁹⁰

Pro-Cup™ / Pro-Cup™ Junior

Pro-Cup™, 30 Stck.

Latch-Type montiert für Winkelstück:

Nr. 990 weich, hellblau
125 871 | 1 Pckg. | € 26,20
€ 20,95

Nr. 991 hart, dunkelblau
225 838 | 1 Pckg. | € 26,20
€ 20,95

Screw-Type zum Aufschrauben:
Nr. 1810 weich, hellblau
125 873 | 1 Pckg. | € 26,20
€ 20,95

Nr. 1811 hart, dunkelblau
225 840 | 1 Pckg. | € 26,20
€ 20,95

Pro-Cup™, 120 Stck.

Latch-Type montiert für Winkelstück:

Nr. 990 weich, hellblau
125 870 | 1 Pckg. | € 75,90
€ 60,70

Nr. 991 hart, dunkelblau
225 839 | 1 Pckg. | € 75,90
€ 60,70

Screw-Type zum Aufschrauben:
Nr. 1810 weich, hellblau
125 872 | 1 Pckg. | € 75,90
€ 60,70

Nr. 1811 hart, dunkelblau
225 841 | 1 Pckg. | € 75,90
€ 60,70

Latch-Type



Screw-Type



Pro-Cup Junior, 30 Stck.

Latch-Type montiert für Winkelstück:

Nr. 992 weich, hellblau
225 830 | 1 Pckg. | € 33,50
€ 26,80

Nr. 993 hart, dunkelblau
225 832 | 1 Pckg. | € 33,50
€ 26,80

Pro-Cup Junior, 120 Stck.

Latch-Type montiert für Winkelstück:

Nr. 992 weich, hellblau
225 831 | 1 Pckg. | € 82,50
€ 66,00

Nr. 993 hart, dunkelblau
225 833 | 1 Pckg. | € 82,50
€ 66,00

Screw-Type zum Aufschrauben:
Nr. 1812 weich, hellblau
225 835 | 1 Pckg. | € 82,50
€ 66,00

Latch-Type



ab 20,⁹⁵

Cleanic™

100 g Dose:

mit Fluorid und Minzaroma

025 859 | 1 Dose | € 27,30
€ 21,80

100 g Dose ohne Fluorid

025 894 | 1 Dose | € 27,30
€ 21,80

Nachfüllpackung, 200 g Paste,
zum Einsetzen in den Container:
mit Fluorid und Minzaroma

025 873 | 1 Pckg. | € 55,90
€ 44,70

ohne Fluorid

025 872 | 1 Pckg. | € 55,90
€ 44,70

-20%

Single Dose, 200 Einzelportionen à 2 g
zur hygienischen Entnahme, 3 Ringtöpfe:

mit Fluorid und Minzaroma
025 871 | 1 Pckg. | € 67,80
€ 54,20



Kerr™ ab 21,⁸⁰

EXPASYL™

Refill:

20 Kapseln EXPASYL™

mit Erdbeergeschmack

098 242 | 1 Pckg. | € 209,00
€ 188,00

20 Kapseln EXPASYL™

098 395 | 1 Pckg. | € 209,00
€ 188,00

188,-



Opalescence Go™

- Vorgefüllte UltraFit™ Trays: komfortabler Sitz, Anpassung an den individuellen Zahnbogen des Patienten
- Gebrauchsfertiges, kosmetisches Zahnaufhellungsgel mit 6% Wasserstoffperoxid
- Enthält Kaliumnitrat und Fluorid (PF)
- Reicht von Molar zu Molar: Gel kommt auch mit den Seitenzähnen in Kontakt
- Tragezeit 60 – 90 Minuten pro Schiene

Patient Kit

10 Blister mit je 1 UltraFit Tray für OK und UK, 1 x 20 ml (28 g)

Opalescence Zahncreme:

UP4634-EU, mint

176 840 | 1 Kit | € 79,90
€ 69,90

UP3592-EU, melone

176 848 | 1 Kit | € 79,90
€ 69,90

Sonderstaffel:

ab 4 Kits nach Wahl | je Kit | € 59,95



ab **59,95**

Opalescence™ Zahncreme

100 ml (133 g)

938 850

1 Tube | € 7,95

€ 7,50

ab 12 Tuben

je Tube | € 7,50

€ 6,75

Sonderstaffel:

ab 48 Tuben

je Tube | € 5,60

ab **5,60**



Opalescence™ Zahncreme Sensitivity Relief

100 ml (133 g)

076 847

1 Tube | € 8,40

€ 7,95

ab 12 Tuben

je Tube | € 7,95

€ 7,15

Sonderstaffel:

ab 48 Tuben

je Tube | € 5,95

ab **5,95**



-25%
gegenüber Einzelkauf

-20%

Zooby Einweg-Prophy-Winkelstücke

5 verschiedene Designs: 100 Stck.

500 826 | 1 Pckg. | € 67,20

€ 53,70



53,70

Prophy-Winkelstücke

Nachfüllpackung, 125 Stck.:

Contra Elite weich

141 657 | 1 Pckg. | € 99,00

Classic Elite weich

500 015 | 1 Pckg. | € 99,00

Contra Petite Web weich

500 016 | 1 Pckg. | € 99,00


Classic Petite weich

500 017 | 1 Pckg. | € 99,00

ab 3 Pckgn. einer Sorte | je Pckg. | € 66,00



ab **66,-**



Classic Petite Web™
500 017

Contra Petite Web™
500 016

Contra Elite™
141 657

Classic Elite™
500 015

YOUNG®

Prophy Line Ultraschallscaler

Komfortabler Stahlgriff für extra lange Lebensdauer. 6er LED-Lichtring für optimale Ausleuchtung der Präparationsstelle. 12 Monate Garantie.



Scaler Handstück für EMS

200 095 | 1 Stck. | € 209,00
ab 3 Stck. | je Stck. | € 177,65



Scaler Handstück mit Licht für EMS

200 096 | 1 Stck. | € 309,00
ab 3 Stck. | je Stck. | € 262,65



Scaler Handstück mit Licht für KaVo

200 097 | 1 Stck. | € 309,00
ab 3 Stck. | je Stck. | € 262,65



Scaler Handstück für Satelec

200 098 | 1 Stck. | € 209,00
ab 3 Stck. | je Stck. | € 177,65



Scaler Handstück mit Licht für Satelec

200 099 | 1 Stck. | € 309,00
ab 3 Stck. | je Stck. | € 262,65

ab **177,65**

DIE PASSENDEN SIMPLEE® SCALER ANSÄTZE

für EMS*:

EMS* Zahnsteinentfernungsgeräte:



eA Universal
156 018 | 1 Stck. | € 33,90



ePS Perio fein
156 020 | 1 Stck. | € 33,90



eP Perio
156 019 | 1 Stck. | € 33,90

Drehmomentschlüssel:



156 027 | 1 Stck. | € 21,80

für ACTEON*:

ACTEON* Zahnsteinentfernungsgeräte:



s1 Universal
156 021 | 1 Stck. | € 33,90



s10P sub-/ supragingival
156 023 | 1 Stck. | € 33,90



s10X interdental/ approximal
156 022 | 1 Stck. | € 33,90

Drehmomentschlüssel:



156 028 | 1 Stck. | € 21,80

33,90

* KaVo ist eine eingetragene Marke der Kaltenbach & Voigt GmbH, 88400 Biberach, DE
Dentsply Sirona ist eine eingetragene Marke der Dentsply Sirona Deutschland GmbH, 64625 Bensheim, DE
NSK ist eine eingetragene Marke der NSK Europe GmbH, 65760 Eschborn, DE
ACTEON ist eine eingetragene Marke der ACTEON Germany GmbH, 40468 Düsseldorf, DE
EMS ist eine eingetragene Marke der E.M.S. Electro Medical Systems S.A., 1260 Nyon, CH

für KaVo*:

**KaVo* Sonicflex 2000 N/
Lux 2003 LX:**

k5 Universal
156 007 | 1 Stck. | € 33,90

k6 Sichel
156 008 | 1 Stck. | € 33,90

k7 Perio
156 009 | 1 Stck. | € 33,90

k60 lang
156 031 | 1 Stck. | € 33,90

k61 paro
156 033 | 1 Stck. | € 33,90

k62 paro
156 034 | 1 Stck. | € 33,90

KaVo* Piezolux/ Sonosoft:

k11 Universal
156 010 | 1 Stck. | € 33,90

k9 Sichel
156 011 | 1 Stck. | € 33,90

k10 Perio
156 012 | 1 Stck. | € 33,90

KaVo* Sonicflex quick 2008:

k5A Universal
156 003 | 1 Stck. | € 33,90

k6A Sichel
156 004 | 1 Stck. | € 33,90

k7A Perio
156 005 | 1 Stck. | € 33,90

k8A Perio extralang
156 006 | 1 Stck. | € 33,90

k60A lang
156 032 | 1 Stck. | € 33,90

KaVo* Piezo LED:

k201
156 000 | 1 Stck. | € 33,90

k202
156 001 | 1 Stck. | € 33,90

k203
156 002 | 1 Stck. | € 33,90

Drehmomentschlüssel:

für KaVo Sonicflex*
156 024 | 1 Stck. | € 21,80

für KaVo Sonicflex*
156 029 | 1 Stck. | € 28,90

für KaVo PiezoLED/Piezo soft*
156 030 | 1 Stck. | € 28,90

für NSK*:

NSK* Zahnsteinentfernungsgeräte:

nS1 Universal
156 015 | 1 Stck. | € 33,90

nS2 Sichel
156 016 | 1 Stck. | € 33,90

nS3 Perio
156 017 | 1 Stck. | € 33,90

nG1
156 040 | 1 Stck. | € 33,90

nG16
156 041 | 1 Stck. | € 33,90

nG4
156 042 | 1 Stck. | € 33,90

nG6
156 043 | 1 Stck. | € 33,90

nG8
156 044 | 1 Stck. | € 33,90

nS20
156 045 | 1 Stck. | € 33,90

Drehmomentschlüssel:

für NSK*
156 026 | 1 Stck. | € 21,80

für ACTEON*:

ACTEON* Zahnsteinentfernungsgeräte:

s1 Universal
156 021 | 1 Stck. | € 33,90

s10X interdental/ approximal
156 022 | 1 Stck. | € 33,90

s10P sub-/ supragingival
156 023 | 1 Stck. | € 33,90

S10Z subgingival
156 046 | 1 Stck. | € 33,90

S1S sub-/supra slim
156 047 | 1 Stck. | € 33,90

sH3 anterior Paro
156 048 | 1 Stck. | € 33,90

Drehmomentschlüssel:

für ACTEON*
156 028 | 1 Stck. | € 21,80

für Dentsply Sirona*:

Dentsply Sirona* Zahnsteinentfernungsgeräte:

sr3l Universal
156 013 | 1 Stck. | € 33,90

sr4l Universal fein
156 014 | 1 Stck. | € 33,90

srPE1 Perio
156 037 | 1 Stck. | € 33,90

sr2l Versatile
156 036 | 1 Stck. | € 33,90

sr1l General
156 035 | 1 Stck. | € 33,90

srPE2 Perio rechts gebogen
156 038 | 1 Stck. | € 33,90

srPE3 Perio links gebogen
156 039 | 1 Stck. | € 33,90

Drehmomentschlüssel:

für Sirona*
156 025 | 1 Stck. | € 21,80

für EMS*:

EMS* Zahnsteinentfernungsgeräte:

eA Universal
156 018 | 1 Stck. | € 33,90

eP Perio
156 019 | 1 Stck. | € 33,90

ePS Perio fein
156 020 | 1 Stck. | € 33,90

Drehmomentschlüssel:

für EMS*
156 027 | 1 Stck. | € 21,80

33,90

* KaVo ist eine eingetragene Marke der Kaltenbach & Voigt GmbH, 88400 Biberach, DE
Dentsply Sirona ist eine eingetragene Marke der Dentsply Sirona Deutschland GmbH, 64625 Bensheim, DE
NSK ist eine eingetragene Marke der NSK Europe GmbH, 65760 Eschborn, DE
ACTEON ist eine eingetragene Marke der ACTEON Germany GmbH, 40468 Düsseldorf, DE
EMS ist eine eingetragene Marke der E.M.S. Electro Medical Systems S.A., 1260 Nyon, CH

SIMPLEE® SCALER **NEU**

Scaler zum Entfernen von subgingivalem Zahnstein und Konkrementen.

204S

156 627 | 1 Stck. | € 16,90

204SD

156 628 | 1 Stck. | € 16,90

H6/H7

156 629 | 1 Stck. | € 16,90

16,90

SIMPLEE® HEIDEMANNSPATEL

Hohler Rundgriff.

Nr. 19, 2,0 mm

156 605 | 1 Stck. | € 7,20

Nr. 20, 2,5 mm

156 606 | 1 Stck. | € 7,20

Nr. 21, 3,0 mm

156 607 | 1 Stck. | € 7,20

ab 10 Stck.
einer Ausführung | je Stck. | € 6,70

ab 6,70

SIMPLEE® GRACEY KÜRETEN

Küretten nach Gracey für subgingivales Scaling und Wurzelglättung.

Fig. 1/2

156 615 | 1 Stck. | € 16,90

Fig. 3/4

156 616 | 1 Stck. | € 16,90

Fig. 5/6

156 617 | 1 Stck. | € 16,90

Fig. 7/8

156 618 | 1 Stck. | € 16,90

Fig. 9/10

156 619 | 1 Stck. | € 16,90

Fig. 11/12

156 620 | 1 Stck. | € 16,90

Fig. 13/14

156 621 | 1 Stck. | € 16,90

Fig. 15/16

156 622 | 1 Stck. | € 16,90

16,90

SIMPLEE® PINZETTEN

Meriam 16 cm

156 600 | 1 Stck. | € 5,30

College 15 cm

156 601 | 1 Stck. | € 5,30

ab 10 Stck.
einer Ausführung | je Stck. | € 4,90
ab 20 Stck.
einer Ausführung | je Stck. | € 4,60

Pinzetten mit
geriefter Spitze.

ab 4,60

SIMPLEE® ZAHNSENDEN

Mit Rundgriff.

Fig. 9

156 610 | 1 Stck. | € 4,90

Fig. 23

156 611 | 1 Stck. | € 4,90

Fig. 8

156 612 | 1 Stck. | € 4,90

Fig. 17

156 613 | 1 Stck. | € 4,90

ab 10 Stck.
einer Ausführung | je Stck. | € 4,60
ab 20 Stck.
einer Ausführung | je Stck. | € 4,30

ab 4,30

SIMPLEE® MUNDSPIEGELGRIFFE

6-Kant, hohl

156 630 | 1 Stck. | € 2,70

ab 10 Stck. | je Stck. | € 2,50

ab 20 Stck. | je Stck. | € 2,30

ab 1,90

8-Kant, massiv

156 631 | 1 Stck. | € 2,30

ab 10 Stck. | je Stck. | € 2,10

ab 20 Stck. | je Stck. | € 1,90

Fingerform, hohl

156 632 | 1 Stck. | € 7,70

ab 10 Stck. | je Stck. | € 7,20

ab 20 Stck. | je Stck. | € 6,90

SIMPLEE® ASPIRATIONSSPRITZE

Zylinderampullenspritze (1,8 ml) mit Kipp-Vorrichtung und 3 Aspirationshaken
156 625 | 1 Stck. | € 29,90



29,90

SIMPLEE® UNIVERSAL BOND

Selbstätzendes Universal Bonding, lichterhärtend. Für alle Ätztechniken geeignet. Sehr gute Haftung auch auf feuchtem Dentin. Kann mit allen dual-, selbst- oder lichterhärtenden Materialien angewendet werden. Auch verwendbar als Primer für Metall und Keramik. Reparaturen an Composite und Keramik.
Indikation: Alle Klassen der direkten Restaurationen mit Composite (Klasse I bis V). Befestigung von Wurzelstiften, Kronen, Inlays / Onlays, Veneers.

5 ml
156 110
1 Fl. | € 35,90
€ 29,90



Ein Bond
für alle Fälle

29,90



ab 1,90

SIMPLEE® EINWEGSERVIETTENHALTER NEU

Dehnbarer und anpassungsfähiger Serviettenhalter aus elastischen Fasern. Mit Klebeenden zum Befestigen an jedem Lätzchen. Entspricht den aktuellen Hygienempfehlungen, lästiges Aufbereiten entfällt.

250 Stck.
156 528 | 1 Pckg. | € 9,20



9,20

SIMPLEE® ETCHING GEL NEU

36%iges Phosphorsäure-Ätzel. Zum Ätzen des Schmelzes und/ oder des Dentins in der adhäsiven Füllungstechnik. Durch die Einfärbung und die standfeste Gel-Konsistenz ist die Anwendung einfach und gut kontrollierbar. Farbe: blau.

20 x 1,4 ml Spritzen,
25 Applikationskanülen
156 115
1 Pckg. | € 52,90

52,90



SIMPLEE® KÄLTESPRAY

Kältespray zum schnellen vereisen von Schaumstoffpellets, zur Vitalitätsprüfung und zum Abkühlen von Abdruckmaterial. FCKW-frei, Austrittstemperatur -50°C, Minzaroma.

200 ml
156 210
1 Dose | € 3,90

3,90 NEU



SIMPLEE® DAPPENBEHÄLTER

Glatte und gezackte Dappenbehälter aus Kunststoff. Die Bio Dappenbehälter wurden aus fossil freiem Material (Baumöl) hergestellt. Die Dappenbehälter sind nicht sterilisierbar. Kein Medizinprodukt.

Farbe	glatt, 50 Stck.	gezackt, 50 Stck.	BIO glatt, 50 Stck.	BIO gezackt, 50 Stck.
weiß	411 501	411 506	411 508	411 509
gelb	411 502	–	–	–
blau	411 503	411 507	–	–
rot	411 504	–	–	–
schwarz	411 505	–	–	–
1 Pckg.	€ 1,90	€ 1,90	€ 2,10	€ 2,10

SIMPLEE® EINMALSPRITZEN **NEU**

Sterile Einmalspritze 3 ml inkl. Spülkanüle.

Größe	100 Stck.
23G, 0,6 mm	500 727
27G, 0,4 mm	500 728
1 Pckg.	€ 29,90

29,90

SIMPLEE® ALGINAT

Staubfreies Alginat, für eine detailgetreue Abformung. Mit langer Dimensionsstabilität (100 Stunden) Pfefferminzgeschmack. Ab Herstellungsdatum 5 Jahre haltbar.

Lieferbar in drei Varianten:

Simplee Alginat:

normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek., Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek., Abbindezeit im Mund: 30 Sek., Abbindezeit gesamt: 1 Min. 55 Sek., Farbe: blau.

Simplee Alginat quick:

schnellabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek., Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 30 Sek., Abbindezeit im Mund: 30 Sek., Abbindezeit gesamt: 1 Min. 40 Sek., Farbe: blau.

Simplee Alginat color:

normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek., Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek., Abbindezeit im Mund: 30 Sek., Abbindezeit gesamt: 1 Min. 55 Sek., Farbe: lila über rosa zu weiß.

	Beutel: 500 g	Bulkpackung: 20 Beutel à 500 g
Simplee Alginat	156 201	156 200
Simplee Alginat quick	156 203	156 202
Simplee Alginat color	156 205	156 204
1 Pckg.	€ 7,50	€ 139,00
ab 2 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	–	€ 133,00



ab 7,50

SIMPLEE® SIMPLEEDRY **NEU**

Die SimpleeDry nehmen das 30-fache Ihres Gewichts auf. Flexibel, passen sich der Wangenbewegung an. Effektiver Ersatz für Kofferdämmen, vollständige Abdeckung der Parotisdrüse. Mit Polyethylenfolie als Schnitenschutz. Bleibt an Ort und Stelle, ist aber leicht mit Wasserspray zu entfernen.

Größe	50 Stck.
klein	156 552
groß	156 553
1 Pckg.	€ 8,50



8,50

PAPIERHANDTÜCHER 2-LAGIG

natural (Zellstoff):

Lagenfalz, 23 x 33 cm, 2.560 Stck.

156 537 | 1 Karton | € 39,90

natural (Zellstoff):

Zickzack-Falz, 23 x 24,8 cm, 3.750 Stck. (250er Bündel)

159 553 | 1 Karton | € 39,90



39,90

AB € 1,06
PRO 100 STCK.

PAPIERHANDTÜCHER 1-LAGIG

natural:

Zickzack-Falz, 24 x 21 cm, 5.000 Stck. (250er Bündel)

156 535 | 1 Karton | € 32,50

grün (Recyclingmaterial):

Zickzack-Falz, 23 x 24,8 cm, 4.000 Stck. (200er Bündel)

156 538 | 1 Karton | € 29,90



ab 29,90

AB € 0,65
PRO 100 STCK.



UNIGLOVES PEARL LINE® in 14 Farben

Hypoallergen und sanft zur Haut | Sicherer Griff durch angeraute Fingerspitzen



-20%
gegenüber Einzelkauf

- Puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen
- AQL 1.5
- Hergestellt gem. EN 455
- Lebensmittelrecht
- EN 374 zugelassen

ab **7,95**

Unigloves Pearl Nitril® Handschuh

Größe	black 100 Stck.	white 100 Stck.	yellow 100 Stck.	orange 100 Stck.	pink 100 Stck.	magenta 100 Stck.	red 100 Stck.	violet 100 Stck.	cobald 100 Stck.	saphir 100 Stck.	blue 100 Stck.	opal 100 Stck.	mint 100 Stck.	green 100 Stck.
XS	243 711	800 505	600 595	800 520	800 529	800 543	800 553	800 525	800 500	800 533	800 548	800 514	800 538	800 509
S	140143	132 215	600 596	800 521	800 530	800 544	800 554	800 526	800 501	800 534	800 549	800 515	800 539	800 510
M	243 712	800 506	600 597	800 522	800 531	800 545	800 555	543 401	800 502	800 535	800 550	800 516	800 540	800 511
L	243 713	800 507	600 598	800 523	800 532	800 546	800 556	800 527	800 503	800 536	800 551	800 517	800 541	800 512
XL	243 714	800 508	800 519	800 524	–	800 547	800 557	800 528	800 504	800 537	800 552	800 518	800 542	800 513
1 Pckg.	€ 9,95 € 8,95	€ 9,95 € 8,95	€ 9,95 € 8,95	€ 9,95 € 8,95	€ 9,95 € 8,95	€ 9,95 € 8,95	€ 9,95 € 8,95	€ 9,95 € 8,95	€ 9,95 € 8,95	€ 9,95 € 8,95	€ 9,95 € 8,95	€ 9,95 € 8,95	€ 9,95 € 8,95	€ 9,95 € 8,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,95 € 7,95	€ 8,95 € 7,95	€ 8,95 € 7,95	€ 8,95 € 7,95	€ 8,95 € 7,95	€ 8,95 € 7,95	€ 8,95 € 7,95	€ 8,95 € 7,95	€ 8,95 € 7,95	€ 8,95 € 7,95	€ 8,95 € 7,95	€ 8,95 € 7,95	€ 8,95 € 7,95	€ 8,95 € 7,95

DERMA SKIN®

Der aus Latex gefertigte, besonders feinfühlig und griffige Einweghandschuh Derma Skin eignet sich vor allem für den Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie für den Gebrauch in der Kosmetik. Geprüft wurde der Hygiene- und Schutzhandschuh nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 sowie den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455. Das wasserdicke Material ist widerstandsfähig und bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Der Handschuh besteht zudem durch Dehnbarkeit und ein natürliches Tastempfinden. Gleichzeitig gewährleisten die mikrogerauten Finger- und Handflächen des Derma Skin eine hohe Rutschfestigkeit und Sicherheit im präzisen Umgang mit allen Oberflächen. Dank der Chlorinierung lässt sich der ungepuderte Handschuh problemlos an- und ausziehen. Das beidhändige Design und die flexible Passform machen den Derma Skin zur perfekten Wahl für den schnellen und häufig wechselnden Gebrauch. Der Handschuh ist in natürlicher Farbe und den Größen XS, S, M und L erhältlich.

Größe	100 Stck.
XS (5 – 6)	600 580
S (6 – 7)	600 581
M (7 – 8)	600 582
L (8 – 9)	600 583
1 Pckg.	€ 13,95 € 12,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 12,95 € 10,95



ab **10,95**

DER FEINFÜHLIGE

LANO-E GEL®

Der aus Latex gefertigte Einweghandschuh Lano-E Gel zeichnet sich durch seine pflegende Wirkung von Vitamin E und Lanolin aus. Der Hygiene- und Schutzhandschuh ist für den Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie der Kosmetikbranche geeignet und wurde nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 sowie den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455 geprüft. Das widerstandsfähige sowie wasserdicke Material bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Die mikrogeraute Handfläche des Lano-E Gels sorgt für sicheren Halt und Rutschfestigkeit im Umgang mit unterschiedlichen Oberflächen. Der Latex ist äußerst dehnbar und mit einem Proteingehalt von weniger als 50 µg/dm² auch für empfindliche Haut geeignet. Der ungepuderte Handschuh lässt sich dank seiner flexiblen Passform sowie der Chlorinierung und dem stabilen Rollrand leicht an- und ausziehen. Das beidhändige Design unterstützt zudem den schnellen und häufig wechselnden Gebrauch. Der Lano-E Gel ist in der Farbe Natur und den Größen XS, S, M, L und XL erhältlich.

Größe	100 Stck.
extraklein (XS)	200 530
klein (S)	200 531
mittel (M)	200 532
groß (L)	200 533
extragroß (XL)	200 534
1 Pckg.	€ 13,95 € 12,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 12,95 € 10,95



ab **10,95**

DER PFLEGENDE

CONTACT®

Der Contact ist ein besonders sanfter Hygiene- und Schutzhandschuh, der sich für den Gebrauch in medizinischen Bereichen eignet. Der aus hochwertigem, Naturlatex gefertigte Einweghandschuh wurde nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 sowie den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455 geprüft und kommt vor allem in Krankenhäusern und Arztpraxen zum Einsatz. Das wasserdicke Material ist spürbar sanft und zeichnet sich durch präzises Tastempfinden sowie hohen Tragekomfort aus. Mit einem Proteingehalt von weniger als 50 µg/dm² ist der Contact äußerst hautfreundlich. Zugleich bietet der strapazierfähige Handschuh verlässlichen Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Die mikrogeraute Handfläche gewährleistet einen sicheren Griff sowie Rutschfestigkeit auf unterschiedlichen Oberflächen. Der puderfreie Handschuh lässt sich anhand der Polymer-Innenbeschichtung und dem stabilen Rollrand einfach an- und ausziehen. Für eine schnelle und häufig wechselnde Nutzung ist das beidhändige Design ebenfalls von Vorteil. Der Contact ist in der Farbe Natur Weiß sowie den Größen XS, S, M, L und XL erhältlich.

Größe	100 Stck.
extraklein	100 580
klein	100 581
mittel	100 582
groß	100 583
extragroß	100 584
1 Pckg.	€ 13,95 € 12,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 12,95 € 10,95



ab **10,95**

DER SANFTE

M+W select SENSORSPENDER 1000

Batteriebetriebener Sensorspender für Desinfektionsmittel, Seife und Pflegecreme (mehr als 150.000 Pump-hübe pro Batteriesatz). Optional Netzbetrieb möglich. Der Spender ermöglicht die Einhaltung der RKI-Richtlinien bei der Spendernutzung, beim Füllmittelwechsel und der Spenderreinigung. Kompatibel mit fast allen am Markt vorhandenen Verbrauchsmitteln. Für bis zu 1.000 ml EURO-Flaschen. Unkomplizierter Austausch von vorhandenen Spendern durch identische Montagelöcher.

Lieferumfang:

- Batterie-Set
- Universal-Schlauchpumpe
- Adapter-Set mit Ein- und Ausdreihilfe sowie keimarmer Flaschenbelüftung

Größe (H x B x T): ca. 362 x 112 x 123 mm

100 785 | 1 Fl. | € 159,00
€ 99,00

Netz-Adapter
159 742 | 1 Stck. | € 24,00

99,-

Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



OPHARM® FFP2 Maske

- Wirksamen Atemschutz durch 5 Materialschichten
- Sorgt für leichtes Atmen
- Ergonomisch gestaltet, um Komfort für den Träger zu gewährleisten
- Anpassung mit bequemen Ohrschlaufen
- Flexible Metallhalterung auf Nasenhöhe garantiert eine gute Anpassung an jede Gesichtsform



ab 3,90



OPHARM®

Farbe	10 Stck.
weiß	759 515
je Pckg.	€ 5,90
Farbe	5 Stck.
schwarz	759 516
türkis	759 517
lime	759 518
gelb	759 519
pflirsich	759 520
pastellrosa	759 521
violett	759 522
je Pckg.	€ 3,90

Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.




SIMPLEE MUNDSCHUTZ IIR NEU

- Mundschutz 3-lagig mit elastischen Schlaufen und Nasenbügel
- Filterleistung >98% gem EN 14683 Typ IIR
- Hoher Tragekomfort, atmungsaktiv und äußerst flüssigkeitsbeständig

Farbe	50 Stck.
schwarz	700 131
magenta	700 132
indigo	700 133
fossil	700 134
1 Pckg.	€ 2,99

Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

2,99



OP-Mantel steril

blau
059 525 | 1 Stck. | € 7,95
ab 10 Stck. | je Stck. | € 6,95
€ 2,99

Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



ab 2,99

Schutzkittel blau

blau
459 545 | 1 Stck. | € 4,25
ab 10 Stck. | je Stck. | € 3,75
ab 30 Stck. | je Stck. | € 3,25
ab 50 Stck. | je Stck. | € 2,75
€ 1,99

Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



ab 1,99

GREEN&CLEAN SD

Einführungsset:

5 x 750 ml Flaschen, 2 Sprühköpfe

298 755 | 1 Pckg. | € 54,20

Nachfüllset:

6 x 750 ml Flaschen

298 756 | 1 Pckg. | € 64,90

ab **54,20**



AKTION

BEIM KAUF VON 1 NACHFÜLLSET
GREEN&CLEAN SD ERHALTEN
SIE EIN WEITERES NACHFÜLLSET
GREEN&CLEAN SD GRATIS DAZU.

BEIM KAUF VON 1 EINFÜHRSET
GREEN&CLEAN SD ERHALTEN
SIE EIN WEITERES EINFÜHRSET
GREEN&CLEAN SD GRATIS DAZU.

GREEN&CLEAN ID N

5 l

398 710 | 1 Kan. | € 91,90

91,90



AKTION

BEIM KAUF VON 1 KANISTER
GREEN&CLEAN ID N 5 L IST EIN
GREEN&CLEAN SD EINFÜHRSET
IM PREIS ENTHALTEN.

METASAN P

1.000 ml

398 757 | 1 Fl. | € 21,40

ab 6 Fl. | je Fl. | € 19,95

AKTION

BEIM KAUF VON 6 FLASCHEN
METASAN P 1.000 ML IST EIN
GREEN&CLEAN SD EINFÜHRSET
IM PREIS ENTHALTEN.



METASYS
protect what you need

ab **19,95**

SIMPLEE® NITRIL HANDSCHUHE **NEU**

Puderfreier Nitril Handschuh. Der hochelastische und weiche Handschuh bietet ein angenehmes Tragegefühl und hat eine hohe Tastsensibilität. Sicherer Halt durch die angerauhten Fingerspitzen. AQL 1,5, hergestellt gem. EN 455, auch als Chemikalienhandschuh gem. EN 374 zugelassen. Zertifiziert nach ISO 9001, EN 13485.

Größe	blau, 200 Stck.	weiß, 200 Stck.
XS	156 570	156 574
S	156 571	156 575
M	156 572	156 576
L	156 573	156 577
1 Pckg.	€ 14,90	€ 14,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 13,90	€ 13,90

Nettopreise – kein Abzug
weiterer Rabatte möglich.

200 STÜCK IN EINER PACKUNG



ab **13,90**

Medicom® Safe Touch Rejuvenate

- Unsteriler, puderfreier Latex-Handschuh schützt zuverlässig und bietet zusätzliche Pflege für die Haut
- Der Zusatz Lanolin und Vitamin E wirkt beruhigend und pflegend und hilft Hautreizungen zu vermeiden
- Hohe taktile Sensibilität

Größe	100 Stck.
XS	759 505
S	759 506
M	759 507
L	759 508
je Pckg.	€ 12,60 € 11,60
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,90



ab **8,90**

Medicom® Safe Touch Advanced Rejuvenate

- Puderfreier Nitril-Handschuh bietet hervorragenden Schutz und zusätzliche Pflege für die Haut
- Der Zusatz Lanolin und Vitamin E wirkt beruhigend und hilft Hautreizungen zu vermeiden
- Ausgezeichnete Reißfestigkeit, außergewöhnlich weich und strapazierfähig
- Die Mikrotextur der Oberfläche ermöglicht eine optimale Griffbarkeit

Größe	100 Stck.
XS	759 500
S	759 501
M	759 502
L	759 503
je Pckg.	€ 12,60 € 11,60
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,90



ab **8,90**

Crystal HD Mundspiegel

- Der Mundspiegel mit 40% mehr Lichtreflexion
- Ergonomische Handgriffe, schattenfreie, farbgenaue Wiedergabe
- Deutlich geringere Augenbelastung und -ermüdung, autoklavierbar

Thin Grip Sortiment Metallic, 12 Stck.
(je 2 Stck. grau, pflaume, türkis, rot, dunkelblau, kupfer):

Gr. 4	290 612	1 Pckg.	€ 90,50 € 78,50
-------	---------	---------	--------------------

Gr. 5	290 613	1 Pckg.	€ 90,50 € 78,50
-------	---------	---------	--------------------

Thin Grip Sortiment Leuchtend, 12 Stck.
(je 2 Stck. neonblau, neongelb, neongrün, neonorange, neonlila, neonpink):

Gr. 4	290 614	1 Pckg.	€ 90,50 € 78,50
-------	---------	---------	--------------------

Gr. 5	290 615	1 Pckg.	€ 90,50 € 78,50
-------	---------	---------	--------------------

Soft Grip Sortiment Metallic, 12 Stck.
(je 2 Stck. grau, pflaume, türkis, rot, dunkelblau, kupfer):

Gr. 4	290 616	1 Pckg.	€ 90,50 € 78,50
-------	---------	---------	--------------------

Gr. 5	290 617	1 Pckg.	€ 90,50 € 78,50
-------	---------	---------	--------------------

Soft Grip Sortiment Leuchtend, 12 Stck.
(je 2 Stck. neonblau, neongelb, neongrün, neonorange, neonlila, neonpink):

Gr. 4	290 618	1 Pckg.	€ 90,50 € 78,50
-------	---------	---------	--------------------

Gr. 5	290 619	1 Pckg.	€ 90,50 € 78,50
-------	---------	---------	--------------------

78,50



Thin Grip Sortiment Metallic

Soft Grip Sortiment Metallic

Thin Grip Sortiment Leuchtend

Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free **NEU**

- Überragender Komfort durch superweiche Fliese
- fog-free Ausführung verhindert zuverlässig das Beschlagen der Brille
- Typ IIR Klassifizierung für Schutz gegen Spritzer und Spray
- Made in EU

Farbe	50 Stck.
blau	559 560
weiß	559 561
grün	559 562
lavendel	559 563
pink	559 564
orange	559 565
je Pckg.	€ 16,50 € 11,30



So funktioniert's



11,30

LOSER & CO
öfter mal was Gutes...



Nettopreise auf dieser Seite – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

PRODUKTE RUND UM DIE PRAXIS- HYGIENE UND PROPHYLAXE

FD 366 sensitive wipes / sensitive top wipes

FD 366 sensitive wipes:

Box mit 100 Tücher
014 748 | 1 Pckg. | € 34,50
€ 31,00
4 Nachfüllpackungen à 100 Tücher
014 749 | 1 Pckg. | € 109,90
€ 98,90

FD 366 sensitive top wipes:

50 Tücher im Flowpack
mit Wiederverschluss
014 778 | 1 Pckg. | € 12,40
€ 11,10



ab 11,10

MD 520

2,5 l
013 736
1 Fl. | € 47,50
€ 45,95
ab 4 Fl.
1 Fl. | € 45,95
€ 43,50
10 l
013 741
1 Kan. | € 179,90
€ 161,90

ab 43,50



Orotol® plus

2,5 l
013 700
1 Fl. | € 51,90
€ 46,70
4 x 2,5 l Flaschen
013 701
1 Pckg. | € 199,00
€ 179,90



ab 46,70

MD 555 cleaner

2,5 l
013 742
1 Fl. | € 47,50
€ 44,50
ab 4 Fl.
1 Fl. | € 44,50
€ 41,50

ab 41,50



FFP2 Halbfiltermaske

Die FFP2 Halbfiltermaske ist die neueste Erweiterung unserer Gesichtsmaskenfamilie und jetzt in 6 atemberaubenden Farben erhältlich. Bei der Herstellung der FFP2 Masken werden nur hochwertige und hautfreundliche Materialien verwendet. Die Akzenta FFP2 Halbfiltermaske wird gemäß der Norm EN149: 2001 + A1: 2009 hergestellt und bietet eine Filtrationseffizienz von ≥ 98% Genauigkeit.

Farbe	10 Stck.
schwarz	359 523
grün	359 524
blau	359 525
rosa	359 526
rot	359 527
weiß	359 528
grau	359 529
1 Pckg.	€ 7,90 € 6,95

6,95



Papierbecher Save the Ocean

- Umweltfreundliche Alternative zu Plastikbechern
- Leisten Sie einen Beitrag zur Verringerung von Plastik im Einwegbereich
- 215 ml

-20%



1.000 Stck., blau
198 518
1 Karton | € 59,00
€ 46,90

Neues Design

46,90

Hygiene Cover Kopfschutztaschen

- Seidenpapier, ca. 20 g/m²
- Format 28 x 36 cm

1.000 Stck.
098 563
1 Pckg. | € 56,80
€ 48,90



48,90

Monoart FFP2 Masken Protection

Farbe	10 Stck.
blau	698 513
lila	698 514
cedro	698 515
weiß	698 516
schwarz	698 517
orange	698 518
1 Pckg.	€ 9,90 € 8,90

- Durch die weichen Ohrbänder sehr bequem und passen sich optimal der Gesichtsform an
- CE-Zertifizierung nach DIN EN 149
- Filterleistung > 94%
- Hoher Atemkomfort, geruchsarm
- Latexfrei und einzeln verpackt

8,⁹⁰



Monoart Mundschutz Protection 3

Farbe	mit Gummizug, 50 Stck.
weiß	498 560
grün	498 561
blau	498 562
gelb	498 563
orange	498 564
lila	498 565
rosa	498 566
cedro	498 569
je Pckg.	€ 10,90 € 9,50

- 3-lagiger Mundschutz mit Gummizug
- > 99% Filterleistung
- Latex- und glasfaserfrei
- Rundum ultraschallvernäht
- Gummibänder mit Watte umhüllt
- Extralanger Nasenbügel aus Metall

9,⁵⁰



Monoart Mundschutz Protection 3 Flower

Farbe	50 Stck.
flower-weinrot	498 556
flower-lila	498 557
flower-blau	498 558
flower-cedro	498 559
flower-rosa	127 163
1 Pckg.	€ 10,90 € 9,50

- 4-lagiger Mundschutz mit Gummizug
- > 99% Filterleistung
- Latex- und glasfaserfrei, nickelfrei, rundum ultraschallvernäht
- Gummibänder mit Watte umhüllt
- Extralanger Nasenbügel aus Metall



9,⁵⁰

Euronda®

Eltra 40 Extra

8,3 kg
011 780 | 1 Eimer | € 93,80
€ 81,80

81,⁸⁰



Eltra

6 kg
011 738 | 1 Eimer | € 39,60
€ 34,60

34,⁶⁰

Incidin Liquid

1 l
011 778 | 1 Fl. | € 18,50
€ 16,50

5 l
011 779 | 1 Kan. | € 58,80
€ 51,80

Gebrauchsfertige Lösung
zur alkoholischen
Schnelldesinfektion
Farb- und duftstofffrei

ab 16,⁵⁰



Incidin Foam

750 ml mit Sprühkopf
011 713 | 1 Fl. | € 10,80
€ 9,50

5 l
011 735 | 1 Kan. | € 56,90
€ 49,90

Gebrauchsfertiges
Schaum-Spray zur
alkoholischen
Schnelldesinfektion
Angenehmer Geruch



ab 9,⁵⁰

ECOLAB®

desderman®

Flasche, 500 ml
268 709 | 1 Fl. | € 4,95
€ 4,20

Flasche, 1 l
268 706 | 1 Fl. | € 9,20
€ 8,20

Euroflasche, 1 l
268 708 | 1 Fl. | € 9,20
€ 8,20

ab **4,20**

BIS ZU
-15%



schülke -+

gigasept® instru AF

5 l
068 731 | 1 Kan. | € 101,50
€ 98,50
ab 2 Kan. | je Kan. | € 98,50
€ 89,90

ab **89,90**



schülke wipes

Eimer + Deckel, leer
168 765 | 1 Stck. | € 11,80
€ 10,80

6 Tuchrollen à 100 Tücher
168 766 | 1 Pckg. | € 57,90
€ 51,90

ab **10,80**



mikrocid® AF liquid

10 l
068 734 | 1 Kan. | € 107,50
€ 104,50
ab 2 Kan. | je Kan. | € 104,50
€ 95,50

ab **95,50**



head & neck Support® Komfortkissen

Farbe	head & neck Support, mit Arpatec Bezug
hellgrau	698 036
anthrazit	698 037
dunkelblau	698 038
je Stck.	€ 106,50 € 95,80



Einmalschutzbezüge
für head & neck Support,
Vliesstoff, 200 Stck.
698 029 | 1 Pckg. | € 28,95
€ 23,00

-20%



95,80

Funke
MEDICAL

Vasco® Sensitive powderfree

Größe	100 Stck.
5-6 (XS)	055 577
6-7 (S)	055 574
7-8 (M)	055 575
8-9 (L)	055 576
9-10 (XL)	055 578
je Pckg.	€ 9,95 € 8,95

- Unsteril
- Puderfreier Latex-Handschuh
- Hochelastisch
- Rollrand
- Entspricht DIN EN 455
- Thiuramfrei

8,⁹⁵



B | BRAUN

SHARING EXPERTISE

Vasco® Nitril light

Größe	100 Stck.
XS	055 572
S	055 583
M	055 584
L	055 585
XL (90 Stck.)	055 586
je Pckg.	€ 10,45 € 9,25

9,²⁵



Vasco® Nitril white

NEU

Größe	100 Stck.
XS	055 587
S	128 448
M	128 679
L	055 588
XL	055 589
je Pckg.	€ 9,50 € 8,50

8,⁵⁰



Vasco® OP Sensitive

Größe	40 Paar im Spenderkarton
6	055 590
6,5	055 591
7	055 592
7,5	055 593
8	055 594
8,5	055 595
9	055 596
je Pckg.	€ 39,95 € 35,95

35,⁹⁵





QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.



WET WIPES FLOWPACK

Gebrauchsfertige, alkoholreduzierte Desinfektionstücher (25 x 25 cm) für die Schnell-desinfektion von Medizinprodukten und wischbaren Flächen. Hervorragende Material-verträglichkeit. Im praktischen Flowpack zum wiederverschliessen. Breites Wirkungs-spektrum und schnelle Wirksamkeit. Neutraler Duft.

Flowpack, 80 Tücher

100 717 | 1 Pckg. | € 9,90

Gropa, 6 x 80 Tücher

100 718 | 1 Pckg. | € 45,00
€ 39,00

Hinweis: Biozidprodukte sicher
verwenden. Vor Gebrauch
stets Kennzeichnung und
Produktinformationen lesen.

NEU

80 Tücher
ab 6,50

R U N D U M H Y G I E N E

	Reinigung	Desinfektion	bakterizid	begrenzt vizuzid*	spozizid	fungizid	tuberkulozid	HBV-wirksam	HCV-wirksam	HIV-wirksam	aldehydfrei	phenolfrei	alkoholfrei	gebrauchsfertige Lösung	Konzentrat	Anwendungskonz. in %	Einwirkzeit	VAH gelistet	Anmerkungen	Seite
HÄNDE																				
Händedesinfektion		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X				X	Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion: 30 Sekunden Einwirkzeit chirurgische Händedesinfektion: 5 Minuten	44
Waschlotion soft	X											X		X						44
FLÄCHEN																				
Sprühdesinfektion Plus	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X			1,0'	X		44
Sprühdesinfektion alkoholfrei	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X			1,0'	X		44
Desinfektionstücher Plus	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-	1,0'	X		45
Wet Wipes Flowpack NEU	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-	1,0'	X*	* Tränkflüssigkeit VAH gelistet	43
Wet Wipes Maxi AF	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-	2,0'	X*	* Tränkflüssigkeit VAH gelistet	45
Wet Wipes Soft	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	-	-	2,0'	X*	* Tränkflüssigkeit VAH gelistet	45
Wet Wipes Soft alkoholfrei	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	-	-	-	2,0'	X*	* Tränkflüssigkeit VAH gelistet	45
Flächendesinfektion Plus	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X			X	3	15,0'	X		47
INSTRUMENTE																				
Bohrerbad Plus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			5,0'	X		46
Instrumentenbad Plus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	1,5'	15,0'	X		46
SPEZIALBEREICHE																				
Septoprint Plus		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X			1,0'	X	TbB: 15 Min.	46
Septoprint Konzentrat		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			X	2	15,0'	X	TbB: 4% - 15 Min.	46
Mundspülbeckenreiniger AF	X	X	X			X	X				X			X			1,0'			47
Ultrasuc Super	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X		X	2		5,0'	X		46
Ultrasuc Super Cleaner	X										X	X		X	5-10		0,5-2 h			46

PRAXIS

Gültig bis zum 10.07.2023

M+W select HÄNDEDESINFEKTION

2-Propanol 70 % (V/V), Bakterizid (inkl. TbB), fungizid, Zul.-Nr. 1599.98.99.

Anwendungsgebiet: Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion sowie für Kühlumschläge.

Art der Anwendung: Zum Auftragen auf die Haut, Parfüm- und farbstofffrei.

Gegenanzeigen: M+W Händedesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden anzuwenden.

Hinweis: M+W Händedesinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Gut verschlossen aufbewahren, alkoholhaltig, entzündlich, vor Anwendung elektrischer Geräte gut trocknen lassen, Flammpunkt 24 °C.

Einwirkzeiten: Bakterien und Pilze (Candida albicans): Hygienische Händedesinfektion nach VAH und EN 1500:

Konz.: 30 sec. Chirurgische Händedesinfektion nach VAH und EN 12791: Konz.: 5 min.

TbB (Tuberkulose) nach EN 14348

(hohe Belastung): Konz.: 30 sec. Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV): Konz.: 15 sec.

Noro-Viren gem. EN 14476: Konz.: 30 sec.



ab 5,30

BIS ZU
-20%

Spenderflasche, 500 ml

(nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 781)

000 764 | 1 Fl. | € 6,10
€ 5,30

Spenderflasche, 1 l

(nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 782)

000 766 | 1 Fl. | € 9,30
€ 8,20

Kanister, 5 l

(nach Österreich liefern wir Art.-Nr. 100 783)

000 767 | 1 Kan. | € 44,50
€ 35,50



M+W select WASCHLOTION SOFT

Medizinische Handwaschseife mit Vitaminen und hautfreundlichem pH-Wert.

Kein Austrocknen der Hände auch bei häufigem Händewaschen durch rückfettende Wirksubstanzen, Vitamine verleihen der Haut zusätzlich Spannkraft und Pflege. Dermatologisch getestet, angenehm frischer Duft.

Spenderflasche, 500 ml

200 745 | 1 Fl. | € 4,40
€ 3,95

Spenderflasche, 1 l

200 746 | 1 Fl. | € 6,95
€ 6,25

Kanister, 5 l

200 748 | 1 Kan. | € 26,90
€ 24,25



ab 3,95
BIS ZU
-10%



ab 9,95

BIS ZU
-23%



M+W select SPRÜHDESINFEKTION ALKOHOLFREI

Aldehyd- und alkoholfreie Sprühdeseinfektion, gebrauchsfertig. Zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Hand- und Winkelstücke und allen Flächen im medizinischen Bereich, die empfindlich auf Alkohol reagieren, wie z. B. Acrylglas und Kunstlederflächen. Wirksam gegen HBV, HCV, HIV, Inaktivierung von Rotaviren, bakterizide Wirkung und fungizide Wirkung in 1 Minute. Angenehm leichter Limonenduft. Die 750 ml Sprayflasche ist mit einem Duo Spraykopf ausgestattet. Sie können wie gewohnt sprays, aber auch umstellen auf die Schaumprühfunktion. Bei dieser Funktion entsteht kein Spraynebel und der Schaum haftet besser auf vertikalen Flächen. VAH gelistet.

750 ml Flasche, mit Schaumsprühkopf

000 710 | 1 Fl. | € 12,90
€ 9,95

Kanister, 10 l

000 711 | 1 Kan. | € 72,50
€ 62,90

99,-
-38%

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

M+W select SENSORSPENDER 1000

Batteriebetriebener Sensorspender für Desinfektionsmittel, Seife und Pflegecreme (mehr als 150.000 Pumpstöße pro Batteriesatz). Optional Netzbetrieb möglich. Der Spender ermöglicht die Einhaltung der RKI-Richtlinien bei der Spendernutzung, beim Füllmittelwechsel und der Spenderreinigung. Kompatibel mit fast allen am Markt vorhandenen Verbrauchsmitteln. Für bis zu 1000 ml EURO-Flaschen. Unkomplizierter Austausch von vorhandenen Spendern durch identische Montagelöcher. Größe (H x B x T) ca. 362 x 112 x 123 mm.

Lieferumfang: Batterie-Set, Universal-Schlauchpumpe und Adapter-Set mit Ein- und Ausdreihilfe sowie keimarmen Flaschenbelüftung.

100 785 | 1 Fl. | € 159,00

€ 99,00*

Netz-Adapter

159 742 | 1 Stck. | € 24,00



M+W select UNIVERSAL ARMHEBELSPENDER

Universeller Desinfektionsmittel- und Seifenspender für 500 ml und 1 l. Stabiler Armhebel für einfaches und sicheres Betätigen mittels Ellenbogen, abschließbare Verschlussplatte und auswechselbare Pumpe für noch mehr Sicherheit bei der täglichen Hygiene. Die Dosiermengen sind flexibel einstellbar.

Maße: H 31 x B 10 x T 9 cm

(Tiefe inkl. Armhebel 22 cm)

Im Lieferumfang ist eine Leerflasche enthalten.

Tropfschale ist optional erhältlich – bei Wunsch bitte separat bestellen.

400 523 | 1 Stck. | € 51,90
€ 46,90

Tropfschale

400 521 | 1 Stck. | € 11,90

Ersatzpumpe NEU

400 524 | 1 Stck. | € 8,30

46,90



ab 8,95

BIS ZU
-20%



M+W select SPRÜHDESINFEKTION PLUS

Aldehydfreie Sprüh- und Wischdesinfektion zur Reinigung und Desinfektion von Flächen und medizinischen Gegenständen. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (z. B. Acrylglas, Polster) anwenden. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet.

Sprühflasche, 1 l, ohne Sprühkopf:

Plus
200 727 | 1 Fl. | € 11,20
€ 8,95

Plus lemon

200 729 | 1 Fl. | € 11,20
€ 8,95

Kanister, 10 l:

Plus
200 728 | 1 Kan. | € 66,50
€ 54,95

Plus lemon

200 730 | 1 Kan. | € 66,50
€ 54,95

Plus apple

200 732 | 1 Kan. | € 66,50
€ 54,95

M+W select WET WIPES SOFT ALKOHOLFREI

Alkoholfreie, vollviruzide, gebrauchsfertige Tücher (28 x 30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Mit frischem Duft. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), vollviruzid, wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

2 Rollen à 75 Blatt

100 758 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 36,50

Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung von getränkten Großformattüchern

100 751 | 1 Pckg. | € 8,50

-12%

36,⁵⁰



M+W select WET WIPES SOFT

Alkohollhaltige, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

VAH
gelistet

36,⁵⁰

-12%

2 Rollen à 90 Blatt (28 x 30 cm):

AF

100 755 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 36,50

lemon (Limonenduft)

100 756 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 36,50

green apple (Apfelduft)

100 757 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 36,50

Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung von getränkten Großformattüchern

100 751 | 1 Pckg. | € 8,50



M+W select WET WIPES MAXI

Alkohollhaltige, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher (20 x 30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen in angenehm frischen Duft. Die Tücher sind aus einem wertigen, fusselfreien Vliesmaterial. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

2 Rollen à 150 Blatt (20 x 30 cm):

AF

100 766 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 37,50

Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung von getränkten Großformattüchern

100 751 | 1 Pckg. | € 8,50

VAH
gelistet

37,⁵⁰

-10%



ab 4,¹⁰

BIS ZU
-14%

M+W select DESINFESTIONSTÜCHER PLUS

Mit alkohollhaltiger Lösung vorgetränkte Tücher (12 x 20 cm) zur Desinfektion und Reinigung von kleinen Flächen und medizinischen Gegenständen. Angenehme, fusselfreie Tuchqualität. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet, aldehydfrei. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (Acrylglas, Polster) anwenden.

Dose mit 100 Tüchern:

Plus

200 735 | 1 Dose | € 5,70
€ 5,20

Plus lemon

200 737 | 1 Dose | € 5,70
€ 5,20

Plus apple

200 739 | 1 Dose | € 5,70
€ 5,20

ab 3 Dosen einer Sorte | je Dose | € 5,20
€ 4,90

Refill mit 100 Tüchern:

Plus

200 736 | 1 Pckg. | € 4,70
€ 4,30

Plus lemon

200 738 | 1 Pckg. | € 4,70
€ 4,30

Plus apple

200 740 | 1 Pckg. | € 4,70
€ 4,30

ab 12 Pckgn. einer Sorte | je Pckg. | € 4,30
€ 4,10

M+W select MAXI WIPES

Ungetränkte, weiche Tücher (20 x 30 cm) für die Reinigung von großen Flächen. Die Tücher sind aus einer Mischung von Polyester und Vlies. Die Strukturierung sorgt für eine gleichmäßige Flüssigkeitsaufnahme und Abgabe. Sehr reißfest und fusselfarm. Zur Tränkung empfehlen wir 1 – 1,5 l M+W Sprühdeseinfektion.

150 Blatt

100 763 | 1 Rolle | € 15,50
€ 13,50

ab 6 Rollen | je Rolle | € 14,90
€ 12,90

Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung von getränkten Großformattüchern

100 751 | 1 Pckg. | € 8,50



ab 12,⁹⁰

BIS ZU
-17%



ab 12,80
BIS ZU -12%

VAH gelistet

MW select BOHRERBAD PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von zahnärztlichen, rotierenden Instrumenten. Nicht geeignet für Carborundsteine, Polierer, Kunststoff- und Aluminiumteile. Sehr breites Wirkungsspektrum bei kurzer Einwirkzeit von 5 Min., VAH-gelistet.

2 l	1 Fl.	€ 14,50
200 720		€ 13,10
ab 2 Fl.	je Fl.	€ 13,50
		€ 12,80

5 l	1 Kan.	€ 31,20
200 722		€ 28,10
10 l		
200 721	1 Kan.	€ 58,70
		€ 51,70



ab 29,90
BIS ZU -15%

VAH gelistet

MW select INSTRUMENTENBAD PLUS

Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von dentalmedizinischen Handinstrumenten und rotierenden Instrumenten. Sehr gute Materialverträglichkeit. Mit Korrosionsschutz. Sehr breites Wirkungsspektrum mit kurzer Einwirkzeit (1,5% 15 Min., 1% 60 Min.), VAH-gelistet. Auch für die Anwendung im Ultraschall geeignet, angenehmer Geruch.

2 l	1 Fl.	€ 34,60
200 723		€ 29,90
10 l		
200 724	1 Kan.	€ 119,50
		€ 107,50
ab 2 Kan.	je Kan.	€ 114,90
		€ 101,90



ab 33,50
BIS ZU -16%

VAH gelistet

MW select ULTRASUC SUPER

Aldehyd-, phenol- und chlorfreies Desinfektions- und Reinigungskonzentrat für dentale Absauganlagen aller Art auf der Basis von Quarzäther Amoniumverbindungen (QAVs). Für Anlagen mit und ohne Amalgamscheider. Schaumarm und desodorierend. Entspricht den gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit nach TRGS 525/540. Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. Tbc), fungizid, begrenzt viruzid (HBV, HCV, HIV), Einwirkzeit nach VAH/DGHM 2% – 5 Min. Farbe: klar.

5 l	1 Kan.	€ 39,90
000 787		€ 35,90
ab 3 Kan.	je Kan.	€ 38,50
		€ 33,50



ab 17,90
BIS ZU -16%

VAH gelistet

MW select ULTRASUC SUPER CLEANER

Hochwirksames Zusatzreinigungskonzentrat zur gründlichen Reinigung von Absauganlagen und Amalgamscheidern. Löst hartnäckige Ablagerungen, Verkrostungen, Verschmutzungen durch Eiweiß usw. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung von Pulverstrahlgeräten, bei der Reinigung von Abflussleitungen, bei problematischem Leitungswasser oder Abwasserleitungen mit ungünstigem Gefälle. Wöchentliche Anwendung 5 – 10%, Einwirkzeit ca. 0,5 – 2 Stunden.

2 l	1 Fl.	€ 21,30
000 779		€ 18,90
ab 4 Fl.	je Fl.	€ 20,30
		€ 17,90



ab 26,50
-14%

VAH gelistet

MW select SEPTOPRINT KONZENTRAT

Konzentrat für die Desinfektion von allen gängigen Abformmaterialien wie A-/C-Silikone, Hydrocolloide, Alginate, Polyether sowie Zahnersatz. Besonders ergiebig, mit 1 l Konzentrat können 50 l Desinfektionslösung angesetzt werden. Dabei wirkt Septoprint Konzentrat bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV) bei einer Einwirkzeit von 15 Minuten – 2%. Abformung vor dem Ausgießen mit klarem Wasser abspülen. Farbe grün, mit angenehmem Blumenduft.

Dosierflasche, 1 l		
100 725	1 Fl.	€ 30,90
		€ 26,50



ab 43,90
-14%

VAH gelistet

MW select SEPTOPRINT PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion aller zahnärztlichen Abformmaterialien. Sehr gute Materialverträglichkeit und sehr breites Wirkungsspektrum bei einer Einwirkzeit von nur 1 Minute, VAH-gelistet.

5 l	1 Kan.	€ 50,90
200 725		€ 45,90
ab 2 Kan.	je Kan.	€ 49,50
		€ 43,90
Dosierpumpe für 2 l, 5 l und 10 l, per Hub 20 ml (Schlauch kann entsprechend zugeschnitten werden)		
000 770	1 Stck.	€ 8,95





ab **40,90**

BIS ZU
-16%



FLÄCHENDESINFEKTION PLUS

Aldehydfreies Konzentrat zur Reinigung von großen Flächen und Inventar im medizinischen und nicht medizinischen Bereich. Angenehmer, leichter Geruch. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet. Nicht als Sprühdessinfektion und nur gemäß auf dem Etikett angegebenen Konzentrationen verwenden!

5 l			
200 734	1 Kan.	€ 48,90	€ 43,90
ab 2 Kan.	je Kan.	€ 46,90	€ 40,90



ab **8,40**

BIS ZU
-20%



MUNDSPÜLBECKENREINIGER AF


Gebrauchsfertige Lösung zur gründlichen Reinigung und Desinfektion der Mundspülbecken in praktischer Spritzflasche. Entfernt Blut, Kalk, Rückstände von Plaquefärbemitteln sowie Abformmaterialien und sonstige Rückstände und deckt dabei ein umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien und Pilze ab.

750 ml			
100 732	1 Fl.	€ 10,50	€ 9,50
ab 6 Fl.	je Fl.	€ 9,50	€ 8,40



KOMBIFOLIE

Papier/Folie nach DIN 58 953/7 und EN 868, mit Indikator, nur für Autoklav und Chemiklav. Für Heißsiegel- und Durchlaufsiegelgeräte.



Rolle, 5 cm breit, 100 m
000 752 | 1 Pckg. | € 12,90
€ 9,75

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 11,90
€ 8,95

Rolle, 7,5 cm breit, 100 m
000 753 | 1 Pckg. | € 16,30
€ 11,90

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 15,30
€ 10,90

Rolle, 10 cm breit, 100 m
000 754 | 1 Pckg. | € 20,50
€ 15,40

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 19,50
€ 13,90

Rolle, 5 cm breit, 200 m
000 722 | 1 Pckg. | € 20,50
€ 14,95

Rolle, 7,5 cm breit, 200 m
000 723 | 1 Pckg. | € 26,90
€ 19,45

Rolle, 10 cm breit, 200 m
000 724 | 1 Pckg. | € 35,50
€ 27,90

Rolle, 20 cm breit mit
Seitenfalte 5 cm, 100 m lang,
zum Einschweißen von Norm-Trays oder Kassetten
000 725 | 1 Pckg. | € 55,90
€ 42,90

ab **8,95**

BIS ZU
-33%



INSTRUMENTENWANNEN

Instrumentenwanne 3 l:
kpl. mit Siebeinsatz und Deckel,
hitzebeständig bis 60 °C,
Maße: H 12 x B 32 x T 21 cm
000 761 | 1 Stck. | € 40,50
€ 35,90

Instrumentenwanne 5 l:
kpl. mit Siebeinsatz und Deckel,
hitzebeständig bis 60 °C,
Maße: H 15 x B 39,5 x T 26 cm
000 760 | 1 Stck. | € 61,50
€ 54,50



ab **35,90**

BIS ZU
-11%



UNIVERSALSPRAY

Pflegespray für Turbinen-, Hand- und Winkelstücke.



500 ml

037 712 | 1 Dose | € 18,50
€ 15,90

ab 6 Dosen | je Dose | € 17,90
€ 13,90

Universaladapter (1.):
für Intramatic-Anschluss aus
Metall, autoklavierbar bis 134 °C
100 704 | 1 Stck. | € 7,60
€ 6,80

Adapter Z (2.):
Zusatzadapter für Winkelstückköpfe aus Kunststoff
100 705 | 1 Stck. | € 3,50
€ 3,10

Turbinenadapter (3.):
für W&H-Turbinen, aus Metall,
autoklavierbar bis 134 °C
100 706 | 1 Stck. | € 7,50
€ 6,80

Turbinenadapter (4.):
für KaVo-Turbinen (Multiflex-Anschluss)
aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C
100 707 | 1 Stck. | € 7,50
€ 6,80



ab **13,90**

BIS ZU
-25%



NITRIL ARBEITSHANDSCHUH

Flockgefütterter Nitril Arbeitshandschuh für den Schutz im sterilen Bereich während der Instrumentenaufbereitung. Der lange Schaft schützt Hände und Arme. Paarweise verpackt.



Größe	1 Paar
S	400 705
M	400 706
1 Pckg.	€ 3,60 € 1,90
ab 5 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 3,20 € 1,75

ab **1,75**

BIS ZU
-51%

M+W select GLASFILL APLICAP **NEU**

M+W Select Glasfill Aplicap ist ein Glasionomer-Füllungszement aus transluzentem Aluminiumoxid-Silikatglas, das eine hervorragende Ästhetik bietet, ohne Kompromisse bei der Festigkeit einzugehen. Geeignet für Füllungen der Klasse III und V, nicht lasttragende Füllungen der Klasse I und II, Milchzahnfüllungen, Stumpfaufbauten sowie Versiegelung von Grübchen und Fissuren. Röntgenopak.

Farbe	50 Stck.
A2	400 102
A3	400 103
je Pckg.	€ 92,90 € 79,90



79,90 -14%



24,90

-11%

M+W select GLASFILL

Wasseranmischbarer Glas-ionomer-Zement für Füllungen der Klasse I, III und V sowie für Milchzahnfüllungen, schnellhärtend. Optimaler Haftverbund zur natürlichen Zahnschubstanz ohne zusätzlichen Haftvermittler. Sehr gute Abrasionsbeständigkeit. Farbe universal/hellgelb (LY).

10 g Pulver, 1 Wasserdosierflasche, 1 Dosierlöffel	
400 101	1 Pckg. € 27,90 € 24,90



M+W select PROVISO

Gebrauchsfertiger, selbsthärtender, provisorischer Füllungszement auf Zinkoxid-Kunststoff-Basis. Gute Thixotropie, die eine perfekte Anpassung an die Kavitätenwand ermöglicht. Rasche Aushärtung im Mund, eugenoffrei, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kaukräfte, mit Fluor.

Härte	Glas, 40 g
rot (hart)	100 161
weiß (mittel)	100 160
grau (weich)	100 162
je Pckg.	€ 10,20 € 8,90

8,90 -13%

M+W select NORMALLOY KAPSELN

Kapselamalgam, n.g. 2, aus 70% Spänen und 30% Kugeln. Zusammensetzung: 69,2% Silber, 18,6% Zinn, 11,9% Kupfer, 0,3% Zink. Dose mit 50 Kapseln.

Gr. 1 gelb/weiß: 400 mg Pu, 435 mg Hg	
000 127	1 Pckg. € 51,90 € 46,90

Gr. 2 gelb/grau: 600 mg Pu, 653 mg Hg	
000 128	1 Pckg. € 66,90 € 59,90

Gr. 3 gelb/schwarz: 800 mg Pu, 865 mg Hg	
000 129	1 Pckg. € 86,90 € 77,90



ab **46,90** -10%

M+W select AMALGAMPISTOLE

Hochwertige Amalgampistole aus Kunststoff. Bis 134 Grad autoklavierbar.

gebogen	
200 115	1 Stck. € 14,20 € 12,10

Ersatzspitze, gebogen	
200 116	1 Stck. € 5,20
Ersatzspitze, gerade	
200 117	1 Stck. € 5,20

12,10

-15%



-10% **10,70**

M+W select CALCIUMHYDROXIDPASTE

Auf wässriger Basis mit einem Calciumhydroxidgehalt von 45%. Eignet sich für die direkte und indirekte Pulpenüberkappung sowie für provisorische Wurzelkanalfüllung, geeignet für Unterfüllungen unter allen Füllungsmaterialien. Dank des hohen pH-Wert von über 12 wirkt es antibakteriell. Röntgenopak, biokompatibel und schonend für die Pulpa.

Spritze 2 ml, 6 Kanülen	
200 140	1 Pckg. € 11,90 € 10,70

M&W select PERMABOND UNIVERSAL

Lichthärtendes Bondingmaterial für alle lichthärtenden Compositematerialien. Permabond Universal kann im Self Etch Verfahren oder im Selective Etch Verfahren angewendet werden. Hervorragende Haftwerte an Schmelz und Dentin, optimale Viskosität und Thixotropie für eine absolut homogene Adhäsiv-Schicht. Keine Kühlstrahlkühlung erforderlich.

5 ml
000 186 | 1 Fl. | € 56,90
€ 46,90

Mit Total-Etch-Technik

46,90 -18%



BIS ZU
-24% ab 5,50

Einzelspritze

M&W select ÄTZGEL

36%iges Phosphorsäure-Ätzel, Thixotrop, für die Schmelz- und Dentinätzung, Farbe: blau.

2 ml Spritze, 3 Kanülen (biegbar)

000 178 | 1 Pckg. | € 7,20

€ 6,50

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 6,90

€ 5,90

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 6,50

€ 5,50



M&W select APPLI-ETCH

36%iges Phosphorsäure-Ätzel für die Schmelz- und Dentinätzung mit optimalem thixotropen Fließverhalten. Farbe: grün. Applikationsspritzen in der praktischen Vorratsbox.

9 x 1,4 ml Applikationsspritzen, 25 Applikationskanülen

100 101 | 1 Pckg. | € 34,90

€ 30,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 32,90

€ 28,50



ab 28,50 BIS ZU -18%

M&W select PERMABOND SE

Selbsttätender, lichthärtender Ein-Komponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin.

5 ml
000 181 | 1 Fl. | € 51,50
€ 45,50
ab 3 Fl. | je Fl. | € 48,90
€ 43,90

Mit Self- oder Selectiv-Etch-Technik

ab 43,90 BIS ZU -15%



In Super ECO-Ausführung

ab 33,90

BIS ZU -18%

M&W select BIG-ETCH

36%iges Phosphorsäure-Ätzel für die Schmelz- und Dentinätzung mit optimalem thixotropen Fließverhalten. Farbe: grün. Vorratsspritze 50 ml (62 g) zum Selbstabfüllen.

50 ml Vorratsspritze, 10 Applikationsspritzen, 50 Applikationskanülen

100 100 | 1 Pckg. | € 59,90

€ 50,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 56,90

€ 48,90

50 ml Vorratsspritze, 1 Adapter

100 138 | 1 Pckg. | € 39,90

€ 33,90



M&W select PERMAPLAST BUILD UP

Dualhärtendes, fließfähiges Stumpfaufbaumaterial im praktischen Automix-System, auch für die Zementierung von Wurzelstiften geeignet. Optimale Adaption an den natürlichen Zahn.

5 ml Automix Spritze A2, 5 Mischkanülen, 5 Intraoral-Tips
000 107 | 1 Pckg. | € 37,50
€ 32,50

-13% 32,50





PERMAPLAST BULK

Lichthärtendes
Seitenzahn-Composite
für die einfache und
schnelle Verarbeitung
in der Bulk-Fill-Technik.

Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen:
hell

100 114 | 1 Pckg. | € 23,90
€ 19,90

medium
100 128 | 1 Pckg. | € 23,90
€ 19,90

ab 3 Pckgn.
einer Farbe | je Pckg. | € 22,90
€ 18,90

ab 5 Pckgn.
einer Farbe | je Pckg. | € 21,90
€ 17,95

Cavifils, 20 x 0,3 g:
hell

100 113 | 1 Pckg. | € 78,90
€ 69,90

medium
100 129 | 1 Pckg. | € 78,90
€ 69,90

ab 2 Pckgn.
einer Farbe | je Pckg. | € 76,90
€ 66,90



Schnelle Verarbeitung
bis 4 mm Schichtstärke



BIS ZU
-25%

ab **17,95**



PERMAPLAST LH HYBRID

Lichthärtendes
röntgenopakes Fein-
partikel-Hybrid-
Composite für
Restaurationen der
Klassen I bis V in
VITA-Farben. Gesamt-
gehalt an Füllstoffen:
83 Gew.-%, 75 Vol.-%.

Farbe **Schraubspritze, 3 g** **Cavifils, 20 x 0,3 g**

A2 000 171 100 130

A3 000 170 100 131

A3,5 000 174 100 132

B1 000 175 -

B3 000 172 -

C3 000 173 -

1 Pckg. € 20,50 € 41,50

ab 3 Pckgn. einer € 17,80 € 37,90

Farbe, je Pckg. € 19,50 € 39,90

ab 5 Pckgn. einer € 16,90 € 35,90

Farbe, je Pckg. € 18,50 € 38,90

€ 15,95 € 34,90



Feinpartikel-Hybrid-Composite
mit hoher Festigkeit



BIS ZU
-22%

ab **15,95**



PERMAPLAST LH NANO

Lichthärtendes,
hochglanzpolierbares
Universal-Composite
mit einem ultrafeinen,
röntgenopaken
Keramikfüllstoff.

Farbe **Schraubspritze, 4 g** **Farbe** **Cavifils, 20 x 0,3 g**

A2 100 115 A2 100 121

A3 100 116 A3 100 122

A3,5 100 117 A3,5 100 123

B2 100 118 1 Pckg. € 49,90

B3 100 119 ab 2 Pckgn. einer € 44,90

C3 100 120 ab 2 Pckgn. einer € 47,90

1 Pckg. € 26,90 € 42,90

ab 3 Pckgn. einer € 22,50

Farbe, je Pckg. € 25,90

ab 5 Pckgn. einer € 21,50

Farbe, je Pckg. € 24,90

€ 19,90



Hochglanzpolierbares
Universal-Composite



BIS ZU
-26%

ab **19,90**



PERMAPLAST LH CERAMIC

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Microhybrid-Composite mit Keramikanteil für hochwertige Front- und Seitenzahn-restauration der Klasse I-V. Durch unterschiedliche Füllgrößen (0,05 - 0,9 µm) lässt sich das Material sehr gut stopfen und modellieren. Dank exzellenter mechanischer Eigenschaften und optimaler Fluoreszenz werden dauerhafte ästhetische Restaurationen mit hervorragender Farbstabilität erzielt. Klebt nicht, hohe Kanten- und Abriebfestigkeit sowie eine sehr hohe Biege- und Bruchfestigkeit. Gesamtfüllstoff 80% Gew. 68% Vol.

Farbe **Spritze, 4 g** **Farbe** **Cavifils, 20 x 0,3 g**

A2 200 120 A2 200 126

A3 200 121 A3 200 127

A3,5 200 122 A3,5 200 128

B1 200 123 B1 200 129

B3 200 124 B3 200 130

C3 200 125 C3 200 131

je Pckg. € 27,90 € 47,50

ab 3 Pckgn. einer € 24,90 € 42,50

Farbe, je Pckg. € 26,50 € 45,50

ab 5 Pckgn. einer € 23,50 € 40,50

€ 25,50 € 40,50



Microhybrid-Composite
mit Keramikfiller



BIS ZU
-19%

ab **22,50**

M+W select PERMAPLAST LH ONE

Lichthärtendes und röntgenopakes Mikro Hybrid Composite mit optimaler Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe, wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Bei Bedarf kann die Farbe angepasst werden, indem man für die erste Schicht Permaplast LH Flow verwendet. Hochglanzpolierbar 75 Gew%, 53 Vol.-%.

Indikation:
Direkte Front- und Seitenzahnrestorationen der Klasse I - V nach Black. Indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren, Stumpfaufbauten, Schienung von gelockerten Zähnen, Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik.

Spritze, 4 g
100 147 | 1 Pckg. | € 28,50
€ 22,90
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 27,50
€ 20,90

Cavifils, 20 x 0,3 g
100 148 | 1 Pckg. | € 51,90
€ 41,50
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 49,90
€ 39,90



Optimale Farbanpassung durch ultrafeine reflektierende Glasfüllstoffe

ab 20,90

BIS ZU -27%

M+W select PERMAPLAST LH ONE VISCOUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, hoch radiopak. Füllanteil 77% Gewicht, 57% Volumen. Optimale Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Fließfähig und trotzdem standfest. Hohe Abrasionsresistenz und sehr gut polierbar.

Indikationen:
Fissurenversiegelung, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren. Füllungen der Klasse V nach Black (Zahnkaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte). Minimalinvasive Füllungen der Klassen I, II und III nach Black. Korrekturen von Zahnschmelzdefekten, Ausblocken von Unterschnitten, kleinere Formkorrekturen am Schmelz.

Spritze, 2 g
100 158 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 16,90
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 20,90
€ 15,90
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 19,90
€ 14,90



Optimal reflektierender Kavitätsuntergrund

ab 14,90

BIS ZU -32%

M+W select PERMAPLAST LH FLOW

Fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, radiopak, Füllanteil 55 Gew.-%, 36 Vol.-%, in VITA-Farben erhältlich.

Farbe **Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen**

A1	100 105
A2	100 106
A3	100 107
B3	100 108

1 Pckg. € 19,90
€ 16,50
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 18,90
€ 15,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 17,90
€ 14,75

ab 14,75

BIS ZU -26%



Mit hervorragender Fließeigenschaft

M+W select PERMAPLAST LH VISCIOUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite mit nano-optimierten Füllern. Lichthärtend, hoch radiopak, Füllanteil: 77% Gewicht.

Farbe **Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen** **Cavifils, 20 x 0,3 g**


A1	100 165	-
A2	100 166	100 185
A3	100 167	100 186
B3	100 168	-
hell rosa	100 187	-
dunkel rosa	100 188	-

1 Pckg. € 22,90 € 78,90
€ 18,90 € 66,90
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 21,90 € 76,90
€ 17,90 € 64,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 20,90 -
€ 16,90

ab 16,90

BIS ZU -26%

Hochviskos & fließfähig



M+W select COMPO-POLIERER

Einstufiges Poliersystem aus latexfreiem Silikon für die Politur von Compositefüllungen, Verblendkunststoffen und natürlichen Zähnen. Autoklavierbar bis 134 °C, Farbe gelb, Winkelstückschaft, max. 20.000 U/Min.

SUPER-GÜNSTIGER PREIS!

Set:
12 Polierer, je 3 Stck. je Form
400 895
1 Set | € 16,20
€ 14,20



Form **10 Stck.**

Minispitze	400 896
Walze	400 897
Kelch	400 898
Kelch breit	400 899

1 Pckg. € 13,50
€ 11,90



-12% 11,90

Einstufiges Poliersystem



15,90
-16%

Für alle markt-
üblichen Kapseln

M+W select **COMPOSITE APPLIKATIONSPISTOLE**

Dosierpistole für die Direktapplikation aller marktüblichen Composite-Kapseln (Cavifils, Compules, PLTs usw.). Autoklavierbar bis 121 °C.

400 110 | 1 Pckg. | **€ 18,90**
€ 15,90

M+W select **APPLIKATIONSKANÜLEN**

20G, gebogen, schwarz,
11 mm lang, 100 Stck.
098 103 | 1 Pckg. | **€ 28,80**
€ 22,50

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | **€ 27,80**
€ 20,50

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | **€ 26,80**
€ 19,50

gebogen, 45°, blau-transparent,
10 mm lang, Lumen Ø 0,7 mm, 25 Stck.
100 102 | 1 Pckg. | **€ 10,50**
€ 8,40

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | **€ 9,95**
€ 7,50

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | **€ 9,40**
€ 7,10

gerade/transparent,
0,4 x 18 mm, 100 Stck.
000 189 | 1 Pckg. | **€ 11,95**
€ 9,95

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | **€ 11,50**
€ 8,95

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | **€ 10,95**
€ 7,95

Einweg-Applikationskanülen für punktgenaues Applizieren.
Für Luer- bzw. Luer Lock-Spritzen.

BIS ZU -33%
ab 7,10

M+W select **BIO UNIVERSAL TIPS** **NEU**

Biegbare BIO Mikro Applikatoren mit Weizenstroh, beflocht zum Applizieren von Flüssigkeit und Gelen. Länge ca. 10 cm. Umweltfreundlich verpackt in Karton.

Stärke	100 Stck.
regular	100 103
fine	100 104
je Pckg.	€ 6,50 € 4,90

4,90 -25%

M+W select **UNIVERSAL TIPS**

Biegbare Miniapplikatoren beflocht zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen. Länge ca. 10 cm. Verpackt in praktischer Rundscheibe zur hygienischen Entnahme.

Farbe	100 Stck.
blau (regular)	500 507
grün (regular)	500 511
gelb (fine)	500 508
lila (fine)	500 512
hellblau (x-fein)	500 510
je Pckg.	€ 7,50 € 5,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 6,90 € 5,25

ab 5,25 BIS ZU -30%

M+W select **SCHUTZBRILLE LIGHT**

Sehr leichte Schutzbrille (nur 22 g) mit einer speziellen Anti-Fog und Anti-Scratch Beschichtung für eine noch längere Lebensdauer. Die Bügel, mit Gummieinlage für einen hohen Tragekomfort, sind in der Länge und Neigung verstellbar. Der Nasensteg ist ebenfalls verstellbar und aus einem weichen Silikon gefertigt, um Druckstellen bei längeren Sitzungen zu vermeiden. UV Schutz gem. EN 166 und EN 170.

Bügel weiß/grün
100 087 | 1 Pckg. | **€ 12,50**
€ 9,90

Bügel weiß/pink
100 088 | 1 Pckg. | **€ 12,50**
€ 9,90

9,90 -21%

M+W select **SCHUTZSCHILD LIGHT**

Schutzschild für optimalen Gesichtsschutz gegen spritzende Flüssigkeiten, Staub und andere Partikel, die zu Verletzungen führen können. Sehr leicht für einen angenehmen Tragekomfort, einfache Reinigung mit einer Seifenlösung.

1 Gestell, 10 Gesichtsschutzschilde:

transparent	100 076 1 Pckg. € 27,50 € 21,90
pink transparent	100 077 1 Pckg. € 27,50 € 21,90
grün transparent	100 078 1 Pckg. € 27,50 € 21,90

-20%
21,90

M+W select MATRIZENBAND

Breite 10 m im Spender

5 mm* 100 170

6 mm* 100 171

7 mm 100 172

je Rolle €15,50

ab 3 Rollen einer €12,90

Breite, je Rolle €14,90

€11,90

* auch geeignet für SuperMat

Für Bandmatrizenspanner.
Rostfrei, 0,03 mm stark.

ab 11,90

BIS ZU
-23%



0,03 mm stark

M+W select POLYSTRIP

NEU

Breite 15 m im Spender

6 mm 100 196

8 mm 100 197

10 mm 100 198

je Rolle €6,90

€5,90

Transparentes Polyesterband in einer praktischen Kartonschachtel mit gezackter Klinge für lichthärtende Applikationen. 0,050 mm dick.



5,90 -14%

ab 21,90

Von extra grob bis extra fein

BIS ZU
-12%



M+W select FLEXI-DISC

Flexible Polierscheiben zum Konturieren, Finieren und Polieren von allen Restaurationsmaterialien wie Composites, Amalgam, Gold. Die Scheiben sind einseitig mit Aluminiumoxid-Partikeln überzogen und können ziehend und schiebend verwendet werden. Die Körnungsstärke ist dem jeweiligen Einsatz angepasst. Für einfache optische Unterscheidung der einzelnen Körnungsstärken sind die Scheiben eingefärbt.

Alle Körnungen sind in 2 Scheibengrößen erhältlich:
10 mm Ø für schwer zugängliche Bereiche und kleine Flächen
14 mm Ø für größere Bereiche

schwarz – sehr grob (mit Diamantbelegung): abtragen
blau – grob: abtragen
rosa – mittel: glätten
gelb – fein: vorpolieren
weiß – extra fein: polieren

Mandrells für Winkelstück, 3 Stck.

400 867 | 1 Pckg. | €10,70

Ø / Körnung	Refill: 100 Scheiben
10 mm / extra grob	400 868
14 mm / extra grob	400 869
1 Pckg.	€33,90 €29,90
10 mm / grob	400 870
14 mm / grob	400 871
10 mm / mittel	400 872
14 mm / mittel	400 873
10 mm / fein	400 874
14 mm / fein	400 875
10 mm / extra fein	400 876
14 mm / extra fein	400 877
1 Pckg.	€24,90 €21,90

M+W select TOFFLEMIRE MATRIZENBÄNDER

Rostfrei, Packung mit 12 Stck.

Form	dünn, 0,05 mm	extradünn, 0,04 mm
101	859 115	859 119
102	859 116	859 120
103	859 117	859 121
113	859 118	859 122
1 Pckg.	€2,50 €1,95	€2,50 €1,95
ab 5 Pckgn. einer Form/Stärke, je Pckg.	€2,30 €1,85	€2,30 €1,85
ab 10 Pckgn. einer Form/Stärke, je Pckg.	€2,10 €1,75	€2,10 €1,75

ab 1,75

BIS ZU
-30%

Rostfrei



M+W select FLEXISTRIPS

Polier- und Finierstreifen aus extra flexiblem Polyesteranstrich. Einseitig belegt mit Aluminiumoxid-Partikeln. Ideal für das Konturieren und Polieren aller Restaurationsmaterialien. Länge je Streifen 15 cm.

Körnung	50 Streifen
grob (blau)/ medium (helllila)	100 885
fein (rosa)/ x-fein (weiß)	100 886
1 Pckg.	€7,20 €5,90
ab 3 Pckgn. einer Ausführung, je Pckg.	€6,70 €5,25

ab 5,25

BIS ZU
-27%



Einseitig mit Aluminiumoxid-Partikeln belegt

M+W select MATRIZENSPANNER TOFFLEMIRE

Rostfrei.

Universal
100 195 | 1 Stck. | €13,90
€12,50



12,50 -10%

M+W select ALGICIT DIMENSION

Bewährtes staubfreies Alginat, bis zu 100 Stunden dimensionsstabil, mit Pfefferminzgeschmack. Ab Herstellungsdatum 5 Jahre haltbar.

Algicit Dimension:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek. Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek. Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek. Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: blau

Algicit Dimension quick:

Abbindeart: schnellabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek. Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 30 Sek. Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek. Abbindezeit gesamt: 2 Min., Farbe: blau.

Algicit Dimension color:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek. Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek. Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek. Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: lila über rosa zu weiß

Algicit Dimension Ortho:

Alginat auf die Bedürfnisse der KFO-Behandlung abgestimmt. Abbindeart: schnellhärtend, Anmischzeit: 45 Sek. Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek. Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek. Mit Farbumschlagindikator von lila über rosa zu grün

Bulkpackung, 20 Beutel à 500 g:

Algicit Dimension

400 270 | 1 Pckg. | € 179,00
€ 158,00

Algicit Dimension quick

400 274 | 1 Pckg. | € 179,00
€ 158,00

Algicit Dimension color

400 276 | 1 Pckg. | € 179,00
€ 158,00

ab 2 Pckgn.

einer Variante | je Pckg. | € 169,00
€ 149,00

Algicit Dimension Ortho

400 280 | 1 Pckg. | € 154,00
€ 138,00

Beutel, 500 g:

Algicit Dimension

400 271 | 1 Pckg. | € 10,90
€ 8,70

Algicit Dimension quick

400 275 | 1 Pckg. | € 10,90
€ 8,70

Algicit Dimension color

400 277 | 1 Pckg. | € 10,90
€ 8,70

Algicit Dimension Ortho

400 281 | 1 Pckg. | € 8,90
€ 7,50

ab 7,50

BIS ZU
-20%



-17%

6,90



M+W select ALGICIT ADHÄSIV

Haftvermittler für Alginat.

15 ml

200 281 | 1 Fl. | € 8,30
€ 6,90

M+W select SIOPLAST C

Sehr preiswertes, kondensationsvernetztes Präzisionsabformmaterial für die Korrekturabformtechnik in Premium-Qualität, sehr zeichnungs-scharf. Darüber hinaus kann das Putty- (Shore A-70) und Putty Soft-Material (Shore A-60) für die funktionelle Randgestaltung und für Situationsabformungen eingesetzt werden. Das mittelfließende und dünnfließende Korrekturmaterial kann zusätzlich für die Funktionsab-formung und Unterfütterungsabformung verwendet werden. Das extra-dünne Korrekturmaterial eignet sich auch für die Unterfütterungsabformung.



Dose, 900 ml:

putty Waldbeere

153 207 | 1 Dose | € 28,50
€ 25,50

putty soft Waldbeere

153 208 | 1 Dose | € 28,50
€ 25,50

ab 4 Dosen

einer Variante | je Dose | € 26,50
€ 24,50

Eimer, 10 kg:

putty Waldbeere

153 209 | 1 Eimer | € 106,90
€ 95,90

Sioplast C Flüssighärter, 50 ml

153 213 | 1 Fl. | € 12,95
€ 11,50

Tube, 150 ml:

dünn Mint

153 211 | 1 Tube | € 13,90
€ 11,90

mittel Mint

153 210 | 1 Tube | € 13,90
€ 11,90

extra-dünn Mint

153 212 | 1 Tube | € 13,90
€ 11,90

ab 4 Tuben

einer Variante | je Tube | € 12,90
€ 11,40

Sioplast C Pastenhärter DBTL-frei, 60 ml

153 223 | 1 Tube | € 13,20
€ 11,90

ab 3 Tuben

je Tube | € 12,90
€ 11,20

BIS ZU
-18%

ab 11,20

-18%

7,50



M+W select SIOPLAST SILIKON-ADHÄSIV

Haftvermittler für A- und C-Silikone.

10 ml

200 280 | 1 Fl. | € 9,20
€ 7,50

M+W select SIOPLAST A/AS

Elastomerisches Präzisionsabformmaterial auf Polyvinylsiloxanbasis, additions-vernetzend (A-Silikon), in sehr hoher Qualität zum günstigen Preis!

Sioplast A/A 380 putty –

knetbares Vorabformmaterial, Orangengeschmack, lieferbar in Dosen und in der Vollkartusche für 5:1 Mischgeräte.

Sioplast AS light –

dünnfließend für die Korrektur-abformung, Doppelmisch-/ Sandwichtechnik, Minzgeschmack, im Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast AS medium – mittelfließend für Korrektur- und Fixationsabformung, Minzgeschmack, im Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast AS/A 380 mono –

mittelfließend für die Einphasen-abformung, Minzgeschmack, lieferbar in der Vollkartusche für 5:1 Mischgeräte und im Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast A

(je 450 ml Basis- und Härterpaste, 2 Messlöffel):

putty

153 220 | 1 Pckg. | € 61,90
€ 55,90

putty soft

153 221 | 1 Pckg. | € 61,90
€ 55,90

ab 3 Pckgn.

einer Variante | je Pckg. | € 59,90
€ 52,90

Sioplast A 380

(2 x 380 ml Kartusche, 1 Fixiererring):

putty

237 240 | 1 Pckg. | € 121,90
€ 109,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 119,90
€ 104,90

mono

153 281 | 1 Pckg. | € 137,00
€ 124,00

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 132,00
€ 115,00

Sioplast AS

(2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen):

light regular (normalhärtend),

12 Mischkanülen gelb
153 225 | 1 Pckg. | € 30,90
€ 27,90

light fast (schnellhärtend),

12 Mischkanülen gelb
153 226 | 1 Pckg. | € 30,90
€ 27,90

medium,

12 Mischkanülen grün
153 227 | 1 Pckg. | € 30,90
€ 27,90

ab 3 Pckgn.

einer Variante | je Pckg. | € 29,30
€ 26,30

Sioplast AS mono

6 Mischkanülen grün

153 280 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 35,90

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 37,90
€ 33,90

Dynamische Mixing-Tips, 40 Stck.

237 241 | 1 Pckg. | € 49,90

Fixiererring für Mixing-Tips, 2 Stck.

237 242 | 1 Pckg. | € 10,50

Mischpistole 1:1/1:2

237 222 | 1 Pckg. | € 44,90
€ 39,20



ab 26,30

BIS ZU
-16%

M+W select SIOPLAST BS

Schnellabbindendes Bissregistrierungs-
material mit hoher Endhärte.



2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün

153 229 | 1 Pckg. | € 37,50

€ 32,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 35,50

€ 31,50



ab 31,50

BIS ZU
-16%

M+W select SIOPLAST BS X-HART

Schnellabbindendes Bissregistrierungs-
material mit extrem hoher Endhärte.



2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün

153 230 | 1 Pckg. | € 39,90

€ 35,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 37,90

€ 33,90



ab 33,90

BIS ZU
-15%

M+W select SIOPLAST BS SCAN

Schnellabbindendes Biss-
registrierungsmaterial / scanbar.



2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün

153 235 | 1 Pckg. | € 38,95

€ 34,90



34,90

-10%

M+W select SIOPLAST BS KRISTALL

NEU

Schwerfließendes, transparentes Bissregis-
trat auf Polyvinylsiloxan-
basis, additionsvernetzend. Auch geeignet als Kauflächenstempel
bei lichterhärtenden Compositorestaurationen, als Hilfsmittel zur
Herstellung provisorischer Veneers sowie als Transfermatrix zur
Befestigung von Brackets. Schwer fließend, Shore A70.

2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün

153 236 | 1 Pckg. | € 38,90

€ 33,95



33,95

-13%

M+W select MISCHKANÜLEN

NEU

Farbe	Mischkanüle 50 Stck.	Mischkanüle NT 50 Stck.
1:1/2:1 gelb	000 287 (1.)	400 285 (7.)
1:1/2:1 grün	000 288 (2.)	400 287 (8.)
1:1/2:1 rosa	000 280 (3.)	400 286 (9.)
1:1/2:1 blau	000 282 (4.)	400 288 (10.)
1:1/2:1 weiß	000 283 (5.)	-
4:1/10:1 blau	000 289 (6.)	-
je Pckg.	€ 38,50 € 34,50	€ 38,50 € 34,50
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 37,50 € 32,90	€ 37,50 € 32,90

Geeignet für die Mixpac Kartuschen im S-System 1:1/2:1 bzw. 4:1/10:1 zum Anmischen von Abform-, Bissregistrierungs-, provisorische
Kronen & Brücken-, Zementierungs-, Befestigungs- und Stumpfauflauf Materialien. Die verkürzte Mischkanüle NT ermöglicht einen bis
zu 40% geringeren Materialverwurf gegenüber der Standard Mischkanüle.



ab 32,90

BIS ZU
-15%

M+W select RETRAKTIONSFÄDEN

Ungetränkter, gestrickter Retraktions-
faden aus 100% Baumwolle. Spaltet sich
beim Einbringen in den Sulcus nicht auf
und frant nicht aus. Durch die besondere
Strickung, winzige Schlaufen die eine
ineinandergreifende Kette ergeben,
gewährleisten die Retraktionsfäden eine
hervorragende Gewebeverdrängung
und eine große Aufnahme an Hemostatika.
Fadenlänge: 275 cm, in einer Plastikdose
mit integriertem Cutter im Deckel.

Größe	275 cm
000	300 270
00	300 271
0	300 272
1	300 273
2	300 274
1 Pckg.	€ 10,50 € 8,95



8,95

-15%



Fadenleger:
rostfrei, Griffdurch-
messer 8 mm
500 205
1 Stck. | € 10,90
€ 8,90

M+W select ELITE ABDRUCKLÖFFEL

Form	PERFORIERT	GLATT
BO Nr. 0 Kindergröße	400 610	400 645
BO Nr. 1 klein	400 611	400 646
BO Nr. 2 mittel	400 612	400 647
BO Nr. 3 groß	400 613	400 648
BO Nr. 4 ex. groß	400 614	400 649
BU Nr. 0 Kindergröße	400 615	400 650
BU Nr. 1 klein	400 616	400 651
BU Nr. 2 mittel	400 617	400 652
BU Nr. 3 groß	400 618	400 653
BU Nr. 4 ex. groß	400 619	400 654
FO Nr. 1 klein	400 620	400 655
FO Nr. 2 mittel	400 621	400 656
FO Nr. 3 groß	400 622	400 657
PO Nr. 1 klein	400 623	400 658
PO Nr. 2 mittel	400 624	400 659
PO Nr. 3 groß	400 625	400 660
PU Nr. 1 klein	400 626	400 661
PU Nr. 2 mittel	400 627	400 662
PU Nr. 3 groß	400 628	400 663
UO Nr. 1 klein	400 629	400 664
UO Nr. 2 mittel	400 630	400 665
UO Nr. 3 groß	400 631	400 666
UU Nr. 1 klein	400 632	400 667
UU Nr. 2 mittel	400 633	400 668
UU Nr. 3 groß	400 634	400 669
C'½ Nr. 1 klein, rechts*	400 635	400 670
C'½ Nr. 2 mittel, rechts*	400 636	400 671
C'½ Nr. 3 groß, rechts*	400 637	400 672
C'½ Nr. 1 klein, links**	400 638	400 673
C'½ Nr. 2 mittel, links**	400 639	400 674
C'½ Nr. 3 groß, links**	400 640	400 675
je Stck.	€ 11,90 € 9,90	€ 11,90 € 9,90

* (für Quadrant I und III)

** (für Quadrant II und IV)

Rostfreier Stahl, elektropoliert,
B = vollbezahnt, P = partiell.

PERFORIERT

verstellbar mit Niet
400 641 | 1 Stck. | € 16,20
€ 13,50

GLATT

verstellbar mit Niet
400 676 | 1 Stck. | € 16,20
€ 13,50



BIS ZU
-17%

ab 9,90

M+W select RIM-LOCK

PERFORIERT
Aus Edelstahl (18/8) mit angeschweißtem
Griff, Rand- und Innenbördelung (geschweißt),
für alle Sterilisationsarten geeignet.

Satz mit 8 Löffeln:

je 1 Löffel in allen Größen OK und UK
022 650 | 1 Satz | € 69,90
€ 59,90

Form	PERFORIERT
OK S klein, PS 3	022 651
OK M mittel, PS 4	022 652
OK L groß, PS 5	022 653
OK XL extra groß, PS 6	022 654
UK S klein, PI 3	022 655
UK M mittel, PI 4	022 656
UK L groß, PI 5	022 657
UK XL extra groß, PI 6	022 658
partiell links, mittel*	022 680
partiell rechts, mittel**	022 681
je Stck.	€ 9,95 € 8,45

* (für Quadrant I und III)
** (für Quadrant II und IV)

GLATT
Aus rostfreiem Edelstahl (18/8), mit Rand
und Innenbördelung (geschweißt).
Nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

Satz mit 10 Löffeln:

je 1 Löffel in allen Größen OK und UK
098 650 | 1 Satz | € 87,90
€ 75,99

Form	GLATT
OK XS extra klein, BS 1	098 651
OK S klein, BS 2	098 652
OK M mittel, BS 2A	098 653
OK L groß, BS 3	098 654
OK XL extra groß, BS 5	098 655
UK XS extra klein, BI 1	098 656
UK S klein, BI 2	098 657
UK M mittel, BI 2A	098 658
UK L groß, BI 3	098 659
UK XL extra groß, BI 5	098 660
partiell links, mittel*	098 661
partiell rechts, mittel**	098 662
je Stck.	€ 9,95 € 8,45

BIS ZU
-15%

ab 8,45



ab 4,70

BIS ZU
-24%

M+W select KÄLTESPRAY

Minzaroma. FCKW-frei, Butan/Propan-Gemisch
(brennbar) Austrittstemperatur -50 °C.

Dose, 200 ml
000 093 | 1 Dose | € 6,20
€ 5,50
ab 12 Dosen | je Dose | € 5,90
€ 4,95
ab 24 Dosen | je Dose | € 5,60
€ 4,70



ab 59,90
BIS ZU -12%

M+W select PONTIFORM AUTOMIX 10:1

Provisorisches K+B Material, methacrylatfrei, zur Fertigung von Kurz- und Langzeit-Provisorien. Hohe Endhärte und Elastizität sowie sehr gute Biege- und Abrasionsfestigkeitswerte, geringer Polymerisationsschumpf, eine hohe Farbstabilität und Fluoreszenz sowie eine hervorragende Passgenauigkeit zeichnen das Produkt aus. Durch das 10:1 Mischungsverhältnis wird die Schmierschicht stark verringert und das Provisorium ist optimal polierbar.

Farbe	50 ml Kartusche, 15 Mischkanülen blau
A2	100 180
A3	100 181
B1	100 182
1 Pckg.	€ 67,90
	€ 62,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 65,90
	€ 59,90



ab 53,90
BIS ZU -15%

Jetzt auch in Farbe A3 erhältlich

M+W select PONTIFORM AUTOMIX 2

Provisorisches K+B Material mit Fluor im 4:1 Sicherheits-Kartuschen-system. Automatisches Anmischen während der Direktapplikation.

Vorteile:

- 2-Komponenten-Material auf BIS-Acryl-Basis, methacrylatfrei
- gute Gewebeverträglichkeit
- ausgezeichnete Biege- und Abrasionswerte, daher auch für Langzeitprovisorien geeignet
- kurze Verarbeitungszeit und niedrige Abbinde-temperatur (ca. 38 °C)
- rasche Abbindung bei sehr geringer Polymerisationsschrumpfung
- optimale Polierbarkeit, hohe Farbstabilität
- gute Reparaturfähigkeit
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

50 ml Kartusche A2 universal, 15 Mischkanülen blau
000 216 | 1 Pckg. | € 61,50
€ 55,90

NEU
50 ml Kartusche A3 universal, 15 Mischkanülen blau
000 214 | 1 Pckg. | € 61,50
€ 55,90

ab 2 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 59,90
€ 54,90

ab 5 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 58,90
€ 53,90

Mischkanülen, 50 Stck.:
4:1/10:1, blau
000 289 | 1 Pckg. | € 38,50
€ 34,50
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 37,50
€ 32,90



M+W select PONTIFORM DIRECT MIX

Produkteigenschaften wie M+W Pontiform automix 2, jedoch in der direct mix-Spritze.

5 ml Spritze A2, 5 Mischkanülen
000 290 | 1 Pckg. | € 28,90
€ 25,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 27,90
€ 24,90

ab 24,90
BIS ZU -14%



M+W select BEFESTIGUNGSZEMENT TEMP NE

Eugenolfreier, selbsthärtender Zement, enthält Calciumhydroxid und Hydroxylapatit. Zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken. Eine dünne Schicht reicht aus, das Material ermöglicht ausgehärtet eine sichere Befestigung des Provisoriums, zugleich bleibt es elastisch und lässt sich leicht entfernen.

25 g Basis-Paste, 25 g Katalysator-Paste
200 145 | 1 Pckg. | € 15,95
€ 13,95
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 15,45
€ 13,45

ab 13,45
BIS ZU -16%



M+W select BEFESTIGUNGSZEMENT PERMA **NEU**

Dual-härtender Befestigungszement auf Composite Basis. Hochröntgenopak, fluorisierend und abrasionsresistent. Für die permanente Befestigung von Wurzelstiften, Inlays, Onlays, Veneers, Keramik- und Kompositkronen und Brücken, sowie als Stumpfaufbau verwendbar. Bio-kompatibel, frei von BisGMA und TEGDMA.

8 g Automixspritze, 5 Mischkanülen:
A2
074 919 | 1 Pckg. | € 64,90
€ 58,50

Semi-transparent
074 921 | 1 Pckg. | € 64,90
€ 58,50

Mischkanülen, 10 Stck.
074 922 | 1 Pckg. | € 6,50

58,50
-10%



NITRIL HANDSCHUHE

Puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1,5, hergestellt gem. EN 455.

Größe	saphir 100 Stck.	violett 100 Stck.	cobalt 100 Stck.	magenta 100 Stck.
klein	600 507	400 531	600 526	–
mittel	600 508	400 532	600 527	600 552
groß	600 509	400 533	600 528	600 553
1 Pckg.	€ 8,95	€ 8,95	€ 8,95	€ 8,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 7,95	€ 7,95	€ 7,95	€ 7,95

ab 7,95



PREMIUM NITRIL HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Die Herstellung dieser Premium Handschuhe erfolgt mit vielen manuellen Arbeitsschritten. Dies gewährt zusätzlich eine höhere Qualität als bei Handschuhen aus rein maschineller Fertigung. Doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1,5, hergestellt gem. EN 455.

Größe	weiß 100 Stck.
extraklein	200 524
klein	200 525
mittel	200 526
groß	200 527
1 Pckg.	€ 10,50
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 9,70



ab 9,70



COLORGLOVE

Puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauter Oberfläche und Rollrand in vielen frischen Farben. Sehr gutes Tastgefühl und hohe Elastizität. AQL 1,5, EN 455.

Größe	kobaltblau 100 Stck.	fuchsia 100 Stck.
extraklein	500 560	500 571
klein	500 561	500 572
mittel	500 562	500 573
groß	500 563	–
1 Pckg.	€ 9,95	€ 9,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,95	€ 8,95



ab 8,95



PREMIUM LATEX HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. AQL 1,5, EN 455. Farbe: weiß.

Größe	100 Stck.
extraklein	100 516
klein	100 517
mittel	100 518
groß	100 519
extragroß	100 520
1 Pckg.	€ 10,50
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 9,70



ab 9,70



LATEX-HANDSCHUHE LEICHT GEPUDERT

Unsteriler, leicht gepudert Latex-Handschuh, AQL 1,5. Hoher Tragekomfort, besonders dünn, aber reißfest.

Größe	100 Stck.
klein	300 581
mittel	300 582
groß	300 583
1 Pckg.	€ 7,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 6,95



ab 6,95



PREMIUM VINYL HANDSCHUHE

Unsteriler, puderfreier Vinyl-Handschuh, AQL 1,5, frei von allergenen Proteinen, gute Passform.

Größe	100 Stck.
6-7, klein	000 535
7-8, mittel	000 536
8-9, groß	000 537
1 Pckg.	€ 5,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 4,95



ab 4,95





EINMALSPICHELZIEHER

Flexibler Einmalspichelzieher mit abnehmbarer Kappe. Länge 12,5 cm.

Farbe	1.000 Stck.
blau	059 502
grün	059 503
rot	059 504
gelb	059 505
orange	059 509
1 Karton	€ 36,90 € 32,90
ab 2 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 34,90 € 30,90
ab 4 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 32,90 € 28,90



100 Stck.:

weiß	059 500	1 Pckg.	€ 3,90 € 3,50
glasklar	059 501	1 Pckg.	€ 3,90 € 3,50
ab 10 Pckgn. sortiert		je Pckg.	€ 3,70 € 3,30
ab 20 Pckgn. sortiert		je Pckg.	€ 3,50 € 3,10
ab 40 Pckgn. sortiert		je Pckg.	€ 3,30 € 2,90



BIS ZU
-26%

ab **2,90**



ABSAUGKANÜLEN COLOR


Geräuscharm, mit breitem Schild. Durch die Rillen besonders griffsicher, liegt gut in der Hand. Matt, dadurch keine störende Lichtreflektion. Autoklavierbar. Anschluss 16 mm.

Erwachsenenausführung:
Länge 12,4 cm, Breite 1,5 cm

Kinderausführung:
Länge 10,8 cm, Breite 1 cm

Farbe	für Erwachsene 10 Stck.	für Kinder 10 Stck.
weiß	300 600	–
gelb	300 601	300 611
grün	300 602	300 612
blau	300 603	300 613
orange	300 604	300 614
lila	300 605	300 615
pink	300 606	300 616
rot	300 607	–
freshgreen	300 608	300 618
weinrot	300 609	300 619
1 Pckg.	€ 9,95 € 8,90	€ 9,95 € 8,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 9,30 € 8,70	€ 9,30 € 8,70

für Erwachsene



für Kinder



BIS ZU
-13%

ab **8,70**



CHIRURGISCHE ABSAUGKANÜLE

Sterile, einzeln verpackte chirurgische Absaugkanüle mit einer Ansaugöffnung von 2,5 mm. Inklusive Doppeladapter von 11 auf 16 mm Ø.

20 Kanülen, 1 Doppeladapter	059 528	1 Pckg.	€ 18,50 € 16,50
ab 5 Pckgn. je Pckg.			€ 16,90 € 15,50



ab **15,50**

BIS ZU
-16%



EINWEGFILTER

Einwegfilter für Separierautomatik und Selektivanlagen. Der Filter ist komplett aus Kunststoff mit engmaschiger und sehr guter Filterwirkung. Universell für Absauganlagen einsetzbar.

gelb, 12 Stck.	100 562	1 Pckg.	€ 23,90 € 21,50
ab 3 Pckgn. je Pckg.			€ 22,50 € 20,90
ab 5 Pckgn. je Pckg.			€ 21,50 € 19,50



ab **19,50**

BIS ZU
-18%

M+W select KOPFSCHUTZTASCHEN

Farbe 500 Stck.

weiß 700 555

hellblau 700 556

lila 700 557

cedro 700 558

capri dunkelblau 700 559

1 Pckg. € 42,90
€ 38,50

Kopfstützenschoner aus einer Lage Papier und einer Lage PE-Folie für einen hygienischen und sicheren Schutz der Behandlungseinheit. Universelle Größe, 25 x 33 cm, somit passend für alle gängigen Behandlungseinheiten.

-10% 38,50



M+W select EINWEGSERVIETTENHALTER

Selbstklebender Einwegserviettenhalter aus weichem Kreppmaterial, das sich in beliebige Länge ziehen lässt, dadurch passend für Erwachsene und Kinder. Lästiges Aufbereiten der Serviettenhalter entfällt. Somit entsprechen Einwegserviettenhalter den aktuellen Hygieneempfehlungen.

250 Stck.

200 516 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 8,90

8,90 -23%



M+W select MUNDSPÜLBECHER

Farbintensiver und grifffstabiler Polypropylen-Mundspülbecher. Für alle handelsüblichen, manuellen Spender geeignet. Fassungsvermögen: ca. 180 ml, Ø oben: 70 mm, Höhe: 83 mm.

Farbe 1.000 Stck. 3.000 Stck.

weiß (1.) 700 560 700 540

dunkelblau (2.) 700 561 700 541

cedro (3.) 700 562 700 542

gelb (4.) 700 563 700 543

orange (5.) 700 564 700 544

lila (6.) 700 565 700 545

hellblau (7.) 700 566 700 546

weinrot (8.) 700 567 700 547

schwarz (9.) 700 568 700 548

6 Farben sortiert* 700 569 700 549

1 Karton € 29,90 € 68,90

ab 2 Kartons einer Farbe/ € 25,90 € 59,90

Ausführung, je Karton € 23,50 € 58,50

* orange, gelb, dunkelblau, lila, cedro, hellblau

NEU JETZT IN PREMIUMQUALITÄT!



1.

2.

3.



4.

5.

6.



7.

8.

9.

BIS ZU -21%

ab 23,50

45,90 -15%



M+W select HARTPAPIER-BECHER

Umweltfreundliche Alternative zu Bechern aus Plastik. Mundspülbecher aus Hartpapier mit PE-Beschichtung. Deutlich formstabiler als herkömmliche Plastik-Einwegbecher. Fassungsvermögen: 180 ml. Farbe: weiß.

Karton mit 1.000 Stck.

400 500 | 1 Pckg. | € 53,90
€ 45,90



M+W select SCHUTZMANTEL

Flüssigkeitsabweisender Schutzkittel aus Vlies-Material. Mit Taillengürtel, Bändchen im Nacken und Strickbündchen, Länge: 120 cm. Farbe: blau.

unsteril, 10 Stck.

400 553 | 1 Pckg. | € 19,50
€ 12,50

steril, 1 Stck.

400 554 | 1 Stck. | € 3,50
€ 2,90

ab 10 Stck. | je Stck. | € 2,95
€ 1,99

BIS ZU -43% ab 1,99

M+W select COLORMASK

- 3-lagiger Mundschutz
- > 99% Filterleistung
- Latex- und glasfaserfrei
- Gummibänder mit Watte umhüllt
- Extralanger Nasenbügel aus Metall

ab **7,95**

Farbe	mit Gummizug, 50 Stck.	zum Binden, 50 Stck.
weiß	700 520	700 530
blau	700 521	700 531
fuchsia	700 522	700 532
lila	700 523	700 533
grün	700 524	700 534
freshgreen	700 525	700 535
je Pckg.	€ 8,95	€ 8,95
ab 10 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 8,45	€ 8,45
ab 20 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 7,95	€ 7,95


Maskenhalter

500 549 | 1 Stck. | **€ 2,50**

€ 1,75

ab 10 Stck. | je Stck. | **€ 1,95**

€ 1,35



ab **4,90**

BIS ZU
-23%



NORMTRAY-EINLAGEN / SCHWEBETISCHAUFLAGEN

Farbe	NORMTRAY-EINLAGEN 18 x 28 cm, 250 Stck.	SCHWEBETISCH-AUFLAGEN 28 x 36 cm, 250 Stck.
weiß	098 530	500 535
gelb	098 512	500 540
orange	098 552	500 537
rosa	198 534	500 536
fuchsia	300 587	500 544
lila	198 533	500 538
hellgrün	300 585	500 541
grün	098 507	500 539
hellblau	098 508	500 543
dunkelblau	300 586	500 542
1 Pckg.	€ 6,40 € 5,70	€ 12,90 € 10,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	–	€ 12,60 € 9,90
ab 10 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 6,20 € 5,20	–
ab 20 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 5,95 € 4,90	–

BIS ZU
-18%

ab **13,95**



PLASTIJECT PLUS

Patientenumhang aus dünner PE-Folie mit saugstarker Zellstoffauflage, perforiert, auf Rolle, mit Bändern zum Binden, 53 x 61 cm.

Farbe	80 Stck.
weiß	075 555
grün	075 560
blau	075 556
gelb	075 561
orange	075 562
lila	075 563
rosa	075 564
1 Pckg.	€ 16,95 € 14,95
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 16,50 € 13,95



PLASTIJECT

Patientenumhang aus Polyethylenfolie, auf Rolle, 53 x 75,3 cm.

Farbe	200 Stck.
weiß	048 505
blau	048 507
grün	048 509
1 Pckg.	€ 19,50 € 17,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,95 € 16,95
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,50 € 15,90

BIS ZU
-18%

ab **15,90**



PROFESSIONAL TOWELS

Farbe	10 x 50 Stck.
weiß	085 500
dunkelblau	085 502
orange	085 503
grün	085 504
lila	085 505
rosa	085 506
gelb	085 507
1 Karton	€ 25,90 € 23,50
ab 3 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 24,90 € 22,50

Patientenservietten bestehend aus einer Schicht Polyethylenfolie und spezieller Zellulose. Für eine hygienische und einfachere Aufbewahrung zu je 50 Stück in einer Folie verpackt, 45 x 33 cm.



ab **22,50**

BIS ZU
-13%



M+W select WATTEKÜGELCHEN

Hergestellt aus 100% Baumwolle, chlorfrei gebleicht, unsteril. Hygienische Aufbewahrung in stabiler Kunststoffdose mit Entnahmestern.

Größe	Stückzahl	Preis
Größe 1, 3 mm, 2,5 g	400 570 1 Pckg.	€ 9,70 BIS ZU € 8,25
Größe 2, 4 mm, 4 g	400 571 1 Pckg.	€ 11,30 BIS ZU € 9,75
Größe 3, 5,5 mm, 4 g	400 572 1 Pckg.	€ 8,65 BIS ZU € 7,50
Größe 4, 7 mm, 10 g	400 573 1 Pckg.	€ 9,30 BIS ZU € 7,90

ab 7,50 -15%



M+W select SCHAUMSTOFF-PELLETS

Als Medikamententräger.

Größe	Stückzahl	Preis
Größe 1, Ø ca. 4 mm, 3.000 Stck.	000 521 1 Pckg.	€ 16,50 BIS ZU € 14,50
Größe 2, Ø ca. 5 mm, 1.000 Stck.	000 522 1 Pckg.	€ 13,50 BIS ZU € 11,50
Größe 3, Ø ca. 8 mm, 500 Stck.	000 523 1 Pckg.	€ 12,90 BIS ZU € 10,90
keilförmig, 8 x 6 mm, 500 Stck.	000 542 1 Pckg.	€ 12,90 BIS ZU € 10,90

ab 10,90 -16%



M+W select WATTEROLLEN MIT ZELLSTOFF

Hochsaugfähige, fusselreie Watterollen aus Baumwolle mit Viskosefasern. Durch die zusätzlichen Viskosefasern sind die Watterollen sehr formstabil. Die weiche Oberfläche aus reiner Baumwolle sorgt für erhöhten Patientenkomfort. Länge 38 mm, hygienisch im Polybeutel verpackt.

Größe / Ø	300 g
1 / 0,8 cm	500 530
2 / 1,0 cm	500 531
3 / 1,2 cm	500 532
4 / 1,4 cm	500 533
1 Pckg.	€ 6,50 € 5,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 6,20 € 5,75
ab 20 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 5,90 € 5,50

ab 5,50 -15%




M+W select WATTEROLLENSPENDER

Zur hygienischen Aufbewahrung und Entnahme von Watterollen. Innenmaße: B 43 x H 85 x T 95 mm.

Farbe	Größe	Preis
weiß	063 513 1 Stck.	€ 14,90 BIS ZU € 11,50
gelb	063 531 1 Stck.	€ 14,90 BIS ZU € 11,50
blau	063 532 1 Stck.	€ 14,90 BIS ZU € 11,50

11,50



M+W select MULLTUPFER

Neue Mulltupfer aus 100% Baumwolle zur Wundversorgung, schnell saugend, fädchenfrei. Steril verpackt in umweltfreundlicher, stabiler Kartonage.

Form	Stückzahl	Preis
Erbse, 500 Stck.	400 574 1 Pckg.	€ 18,90 BIS ZU € 16,90
Haselnuss, 500 Stck.	400 575 1 Pckg.	€ 21,50 BIS ZU € 18,90
Walnuss, 500 Stck.	400 576 1 Pckg.	€ 28,50 BIS ZU € 25,50
Pflaume, 300 Stck.	400 577 1 Pckg.	€ 28,90 BIS ZU € 25,90
Hühnerei, 150 Stck.	400 578 1 Pckg.	€ 28,50 BIS ZU € 25,50

ab 16,90 -12%



M+W select ZELLSTOFF-TUPFER

4 x 5 cm, passend für Pur-Zellin-Box und Askina Brauncel Spender.

Stückzahl	Preis
2 Rollen à 500 Stck.	400 569 1 Pckg.
ab 6 Pckgn. je Pckg.	€ 5,25 € 4,75 € 4,95 € 4,45 € 4,65 € 4,15

ab 4,15 -15%



NAHTMATERIAL POLYESTER

NEU

Geflochtenes Nahtmaterial aus Polyester,
Silikon beschichtet, nicht resorbierbar.

12 einzeln steril verpackte

Nadel-Faden-Kombinationen:

DS-16, USP 4/0, grün, 3/8 Kreis,
schneidend, 75 cm

500 625 | 1 Pckg. | € 21,90

€ 18,95

HRT-18, USP 4/0 grün, 1/2 Kreis,
Rundkörper, 75 cm

500 626 | 1 Pckg. | € 21,90

€ 18,95

HS-17, USP 4/0, grün, 1/2 Kreis,
schneidend, 75 cm

500 627 | 1 Pckg. | € 21,90

€ 18,95



-13% **18,95**



NAHTMATERIAL NYLON

NEU

Monofilament Nahtmaterial aus Nylon, nicht resorbierbar.

12 einzeln steril verpackte

Nadel-Faden-Kombinationen:

DS-16, USP 5/0, schwarz, 3/8 Kreis,
schneidend, 75 cm

500 620 | 1 Pckg. | € 21,90

€ 18,95

DS-19, USP 4/0, blau, 3/8 Kreis,
schneidend, 45 cm

500 621 | 1 Pckg. | € 21,90

€ 18,95

HS-15, USP 4/0, blau, 1/2 Kreis,
schneidend, 45 cm

500 622 | 1 Pckg. | € 21,90

€ 18,95

DS-16, USP 5/0, schwarz, 3/8 Kreis,
schneidend, 45 cm

500 623 | 1 Pckg. | € 21,90

€ 18,95



-13% **18,95**



NAHTMATERIAL SEIDE

NEU

Geflochtenes Nahtmaterial aus Seide, gewachst, nicht resorbierbar.

12 einzeln steril verpackte

Nadel-Faden-Kombinationen:

HR-17, USP 3/0, schwarz,

1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm

500 630 | 1 Pckg. | € 21,90

€ 18,95

HS-17, USP 3/0, schwarz,

1/2 Kreis, schneidend, 75 cm

500 631 | 1 Pckg. | € 21,90

€ 18,95

DS-19, USP 4/0 schwarz,

3/8 Kreis, schneidend, 75 cm

500 632 | 1 Pckg. | € 21,90

€ 18,95

HS-17, USP 4/0, schwarz,

1/2 Kreis, schneidend, 75 cm

500 633 | 1 Pckg. | € 21,90

€ 18,95

DS-16, USP 5/0, schwarz,

3/8 Kreis, schneidend, 75 cm

500 634 | 1 Pckg. | € 21,90

€ 18,95

DS-16, USP 4/0 schwarz,

3/8 Kreis, schneidend, 75 cm

500 635 | 1 Pckg. | € 21,90

€ 18,95



-13% **18,95**



NADELHALTER MATHIEU

14 cm, 1a-Qualität

300 675 | 1 Stck. | € 45,90

€ 34,90


17 cm, 1a-Qualität

300 676 | 1 Stck. | € 49,50

€ 34,90

BIS ZU
-29%

34,90



SKALPELLGRIFF NR. 3

Edelstahl.

200 669 | 1 Stck. | € 6,90

€ 5,60

-19% **5,60**



SKALPELLGRIFF

Die besondere Griffoberfläche bietet sicheren
Halt und lässt sich optimal reinigen.

140 625 | 1 Stck. | € 40,50

€ 35,90

-11% **35,90**



HALSTED-MOSQUITO KLEMME

Arterienklemme, rostfrei.

13 cm gerade

500 665 | 1 Stck. | € 9,50

€ 7,90

13 cm gebogen

500 666 | 1 Stck. | € 9,50

€ 7,90

-17% **7,90**



M+W select MUNDSPIEGEL

Rostfrei.

Größe / Ø	hohl, 12 Stck.	plan, 12 Stck.
4 / 2,0 cm	084 601	084 604
5 / 2,3 cm	084 602	084 605
1 Pckg.	€ 15,50 € 13,90	€ 11,95 € 9,90



ab 9,90 **-17%** BIS ZU

M+W select MUNDSPIEGEL EXTRA

Mit verstärkter reiner Silberauflage (Verspiegelung im Dreischichtverfahren bis zum äußersten Rand), galvanisch verkupfert, mit Spezialbrennlack versiegelt, dadurch brillantes, verzerrungsfreies Bild. Absolut dichte Fassung verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Spiegelinnere. Autoklavierbar, heißluftsterilisierbar. Bei sachgemäßer Behandlung sind mindestens 200 Sterilisationen möglich.

Größe	hohl, 12 Stck.	plan, 12 Stck.
4	000 661	000 660
1 Pckg.	€ 23,90 € 20,90	€ 23,90 € 20,90



20,90 **-13%**

M+W select MUNDSPIEGEL RHODIUM FRONT

Rostfrei, Rhodium Front, geeignet für die Thermodesinfektion.

Größe	plan, 12 Stck.
4	084 610
5	084 611
1 Pckg.	€ 21,90 € 18,90



18,90 **-14%**

M+W select MUNDSPIEGEL EXTRA HAUCHFREI

Verarbeitung wie M+W Mundspiegel Extra, jedoch mit wärmespeichernder Einlage. Nach kurzem Aufwärmen bleibt der Spiegel längere Zeit klar.

Größe	plan, 12 Stck.	hohl, 12 Stck.
4	000 662	000 663
1 Pckg.	€ 28,90 € 25,90	€ 28,90 € 25,90



25,90 **-10%**

M+W select MUNDSPIEGELGRIFFE

6-Kant, rostfreier Edelstahl, hohl (1.)

081 626	1 Stck.	€ 4,70 € 3,90
ab 10 Stck.	je Stck.	€ 4,50 € 3,70
ab 20 Stck.	je Stck.	€ 4,30 € 3,50

8-Kant, rostfrei, massiv (2.)

040 640	1 Stck.	€ 3,30 € 2,80
ab 10 Stck.	je Stck.	€ 3,10 € 2,60
ab 20 Stck.	je Stck.	€ 2,90 € 2,40

Fingerform, rostfrei, hohl (3.)

000 677	1 Stck.	€ 10,90 € 8,90
ab 10 Stck.	je Stck.	€ 10,50 € 8,50
ab 20 Stck.	je Stck.	€ 9,90 € 7,90

easyclean (4.) **NEU**

500 655	1 Stck.	€ 5,90 € 4,90
ab 10 Stck.	je Stck.	€ 5,30 € 4,50

Universalgriff (5.) **NEU**

500 660	1 Stck.	€ 4,30 € 3,90
ab 10 Stck.	je Stck.	€ 4,10 € 3,70
ab 20 Stck.	je Stck.	€ 3,80 € 3,50



-28% BIS ZU ab 2,40

M+W select SONDENEINSÄTZE

Mit sehr feinen Arbeitsenden, für alle gängigen Sonden- bzw. Mundspiegelgriffe.

Figur	6 Stck.
23	200 665
9	200 666
8	200 667
1 Pckg.	€ 18,90 € 16,90
ab 5 Pckg. einer Sorte, je Pckg.	€ 17,90 € 15,50



ab 15,50 **-18%**

M+W select WANGENHALTER NACH HILGER

Aufsatz passend für alle Mundspiegelgriffe mit Gewinde M 2,5, rostfrei, RDG geeignet, autoklavierbar. Dient zum schonenden und blendfreien Abhalten des Mundwinkels. Aus einem Stück gefertigt und somit optimal zu reinigen.

300 645	1 Stck.	€ 12,90 € 11,50
---------	---------	--------------------



11,50 **-10%**



ZAHNFLEISCH-SCHERE

Zahnfleisch-Schere nach Goldmann-Fox,
13 cm, gebogen.

300 669 | 1 Stck. | € 14,90
€ 11,90



11,90

-20%



ZAHNFLEISCHSCHEREN IRIS

Rostfrei.

gerade, 11,5 cm
500 662 | 1 Stck. | € 8,90
€ 7,20

gebogen, 11,5 cm
500 663 | 1 Stck. | € 8,90
€ 7,20



7,20

-19%



ANATOMISCHE/CHIRURGISCHE PINZETTE

1a-Qualität, 14 cm, gerade, Funktionsende 2 mm.

Anatom. Pinzette
098 618 | 1 Stck. | € 9,20
€ 8,20

Chirurgische Pinzette, 14 cm
098 619 | 1 Stck. | € 9,85
€ 8,50



Anatom. Pinzette



Chirurgische Pinzette

ab 8,20

-14%



PARODONTOMETER

CP 12 (3-6-9-12 mm)

300 660 | 1 Stck. | € 15,50
€ 13,90
ab 5 Stck. | je Stck. | € 14,50
€ 12,90

CP 15 (1 bis 15 mm)

140 621 | 1 Stck. | € 19,90
€ 17,90
ab 5 Stck. | je Stck. | € 19,30
€ 16,50

CP 11,5 WHO mit Kugelspitze
(3,5-5,5-8,5-11,5 mm)

040 672 | 1 Stck. | € 16,90
€ 15,20
ab 5 Stck. | je Stck. | € 15,90
€ 13,90

O.M.S. mit Kugelspitze
(3-6-9-12 mm)

140 620 | 1 Stck. | € 19,90
€ 17,90
ab 5 Stck. | je Stck. | € 19,30
€ 16,50

CP 18 (3-5-8-10 mm)

140 622 | 1 Stck. | € 19,90
€ 17,90
ab 5 Stck. | je Stck. | € 19,30
€ 16,50



CP 12 (3-6-9-12 mm)



CP 15 (1 bis 15 mm)



CP 11,5 WHO mit Kugelspitze (3,5-5,5-8,5-11,5 mm)



O.M.S. mit Kugelspitze (3-6-9-12 mm)



CP 18 (3-5-8-10 mm)

BIS ZU
-18%

ab 12,90

M+W select ZAHNBÜRSTEN



KOMFORT ZAHNBÜRSTE

Mit ergonomischem, rutschfestem Gummigriff und flexiblem Hals. Weiche Außen-Stimulatoren massieren sanft das Zahnfleisch.

200 847	1 Stck.	€ 1,19
		€ 0,99
ab 12 Stck.	je Stck.	€ 1,09
		€ 0,89
ab 24 Stck.	je Stck.	€ 0,99
		€ 0,79

KINDERZAHNBÜRSTE

Kinderzahnbürste mit kindgerechtem Griff für einen sicheren Halt. Weiche Borsten für eine schonende und gründliche Reinigung. (Wechselnde Motive, keine Auswahl möglich)

grün	200 845	1 Stck.	€ 0,49
			€ 0,39
pink	200 846	1 Stck.	€ 0,49
			€ 0,39
ab 10 Stck. einer Farbe	je Stck.	€ 0,45	€ 0,35

ZAHNBÜRSTE

Zahnbürste mit integriertem Zungenreiniger auf der Kopfrückseite. Das schräg stehende Borstenfeld sorgt für eine gründliche Reinigung auch in schwer zugänglichen Bereichen. Der gepolsterte und ergonomisch geformte Griff gewährleistet einen sicheren Halt.


Farbe	
grün	059 810
blau	059 811
pink	059 812
gelb	059 813
1 Stck.	€ 1,09
	€ 0,89
ab 12 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 0,99
	€ 0,79
ab 24 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 0,89
	€ 0,69

ab 0,35 **BIS ZU -37%**

M+W select EINMALZAHNBÜRSTEN ULTRAFRESH

3-reihige Einmalzahnbürste mit Zahnpasta imprägniert, schlanker ovaler Bürstenkopf. Einzeln verpackt.

Farbe	100 Stck.
dunkelblau	400 820
grün	400 821
orange	400 822
Mix*	400 825
1 Pckg.	€ 14,50
	€ 12,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 13,95
	€ 11,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 13,50
	€ 10,90



ab 10,90 **-25%**

M+W select ZUNGENREINIGER

Die Kombination mit den 2-reihigen Borsten und den 3 weichen Schaber ermöglicht eine sanfte und gründliche Reinigung der Zungenoberfläche. Der rutschfeste Griff sorgt für eine gute Handhabung.

200 825	1 Stck.	€ 1,60
		€ 1,25
ab 10 Stck.	je Stck.	€ 1,45
		€ 1,15
ab 30 Stck.	je Stck.	€ 1,10
		€ 0,95



ab 0,95 **BIS ZU -41%**

M+W select PROTHESENBÜRSTE

Prothesenbürste mit 2 Bürstenköpfen. Das große plane Borstenfeld ist für die gründliche Reinigung der Außenbögen. Das kleine spitz zulaufende Borstenfeld für die schwer zugänglichen Stellen innerhalb der Innenbögen.

200 820	1 Stck.	€ 1,90
		€ 1,60
ab 10 Stck.	je Stck.	€ 1,60
		€ 1,45



ab 1,45 **BIS ZU -24%**

M+W select ZAHNSEIDEN

M+W Zahnseide mit Abschneidevorrichtung, MinGeschmack. M+W Riser Zahnseide, für empfindliches Zahnfleisch, gründliche Reinigung und Plaqueentfernung auch bei größeren Interdentalräumen.

reißfest: gewachst, 25 m	000 875	1 Stck.	€ 1,99
			€ 1,75
reißfest: ungewachst, 25 m	000 876	1 Stck.	€ 1,99
			€ 1,75
leicht gewachst, 15 m	000 877	1 Stck.	€ 1,99
			€ 1,75
ab 10 Stck. einer Sorte	je Stck.	€ 1,79	€ 1,55



ab 1,55 **BIS ZU -22%**

M+W select ORTHOFLOSS MINT

Zahnseide mit flauschigem Mittelteil speziell für die Reinigung von großen Zahnzwischenräumen, Zahnspangen, Implantaten und unter Brückenteilen. Die gewachsten, feinen Anfang- und Endstücke können zur herkömmlichen Zahnzwischenraumreinigung verwendet werden. Sehr dezenter MinGeschmack, fasert nicht aus.

Dispenser mit 50 Einheiten	000 872	1 Rolle	€ 2,10
			€ 1,85
ab 10 Rollen	je Rolle	€ 1,99	€ 1,75



ab 1,75 **BIS ZU -17%**



SOFT STICKS

Für eine einfache und effiziente Entfernung von Plaque in den Zahnzwischenräumen. Die elastischen Silikonborsten gleiten sanft in den Interdentalraum und massieren zugleich das Zahnfleisch. Einfache Anwendung auch bei KFO Apparaturen. Umweltfreundliche Verpackung.

32 Stcks.

200 848 | 1 Pckg. | € 2,49
€ 1,99

1,99

-20%



EINBÜSCHELBÜRSTE

Mit spitz zulaufenden Borsten für die optimale Pflege von schwer erreichbaren Stellen, zur Pflege des Zahnfleischrandes, für sehr große Zahnzwischenräume, bei Zahnfehlstellungen, für Zahnersatz und Brackets.

200 849 | 1 Stck. | € 1,20

€ 0,95

ab 12 Stck. | je Stck. | € 1,09

€ 0,85

ab 0,85

BIS ZU
-29%



INTERDENTALBÜRSTEN COMFORT

Zur Reinigung der Zahnzwischenräume. Mit ergonomischem Griff für eine bessere Handhabung. Die zylindrischen Nylonborsten sind an einem feinen und starren Metalldraht befestigt, der zum Schutz der Zahnoberflächen oder Implantaten mit einem Plastikmantel überzogen ist. Eine Kappe schützt die Nylonborsten und macht die Interdentalbürste zum idealen Begleiter auch außer Haus. Bei Bedarf kann die Kappe auf den Griff gesteckt werden und dient dann zur Verlängerung der Interdentalbürste.

Praxis-Kit:

180 Bürsten, je Größe 20 Bürsten mit Schutzkappe (außer bei lila und grau)

000 879 | 1 Pckg. | € 83,50
€ 69,90



Pckg. mit 8 Bürsten	000 889	000 881	000 882	000 883	000 884	000 885	000 886	000 887	000 888
Farbe	weiß	pink	orange	rot	blau	gelb	grün	lila	grau
Größe	superfein-soft	xxxx-fein	xxx-fein	xx-fein	x-fein	fein	mittel	groß	x-groß
Ø Bürste	1,6 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	9,0 mm
Länge Kopf	10,0 mm	10,5 mm	11,0 mm	11,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	16,0 mm	19,0 mm
Größe Interdentalraum	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,8 mm	2,5 mm
Ø Draht	0,40 mm	0,42 mm	0,44 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,57 mm	0,57 mm	0,77 mm	1,06 mm
Größe nach ISO 16409	0	1	1	2	2	3	4	5	6
mit Schutzkappen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
je Pckg.	€ 4,20 € 3,50	€ 4,20 € 3,50	€ 4,20 € 3,50	€ 4,20 € 3,50	€ 4,20 € 3,50	€ 4,20 € 3,50	€ 4,20 € 3,50	€ 4,20 € 3,50	€ 4,20 € 3,50
ab 10 Pckgn. einer Stärke, je Pckg.	€ 3,60 € 3,20	€ 3,60 € 3,20	€ 3,60 € 3,20	€ 3,60 € 3,20	€ 3,60 € 3,20	€ 3,60 € 3,20	€ 3,60 € 3,20	€ 3,60 € 3,20	€ 3,60 € 3,20

BIS ZU
-24%

ab 3,20



ORTHO BOX

Stoßsichere Plastikbox mit Luftlöchern für KFO-Apparaturen, prothetische Arbeiten u.a. Maße (B x L x H): 80 x 80 x 43 mm.

Farbe	Ortho Box
weiß	198 015
pink	198 016
blau	198 017
rot	198 018
neongelb-grün	198 096
grün	198 097
1 Stck.	€ 1,60 € 1,35
ab 10 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 1,50 € 1,25
ab 20 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 1,40 € 1,15



neongelb-grün

ab 1,15

BIS ZU
-28%



grün

weiß

rot

pink

blau

BIS ZU
-32%

ab 0,75



Zusätzlich sind Bänder mit abnehmbarem Schnalle und Sicherheitsverschluss für die Boxen erhältlich.

Farbe	Band für Ortho Box
rot	759 030
apfelgrün	759 031
royalblau	759 032
schwarz	759 033
weiß	759 034
1 Stck.	€ 1,10 € 0,95
ab 10 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 0,95 € 0,85
ab 20 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 0,85 € 0,75

M+W select PULVERSTRAHLGERÄT

KaVo Anschluss
200 074 | 1 Stck. | € 595,00*

Sirona Anschluss
200 075 | 1 Stck. | € 595,00*

BEI RÜCKGABE IHRES ALTGERÄTES*
ERHALTEN SIE AUF DAS NEUE GERÄT

EINE GUTSCHRIFT
ÜBER 15% RABATT!

- Ergonomische, kompakte Form
- 360° RotoGrip®-System
- 24 Monate Garantie
- KaVo und Sirona Anschluss

595,-*

* Nettopreise – kein Abzug
weiterer Rabatte möglich.

M+W select PROPHY TOP

Weiterentwicklung des bewährten
M+W Prophylaxepulvers für eine
noch bessere und effektivere Ent-
fernung von hartnäckigen Belägen
und Verfärbungen. Nur für die
supragingivale Anwendung, auf
Basis von Natriumhydrogencarbonat.
Für alle handelsüblichen Pulverstrahl-
geräte geeignet. Korngröße 43 µm.

Geschmack	300 g
Zitrone	100 887
Minze	100 888
1 Fl.	€ 20,90
	€ 18,50
ab 4 Flaschen einer Ausführung, je Fl.	€ 19,90
	€ 17,50

ab 17,50 **BIS ZU -16%**



ab 7,90

BIS ZU
-21%

M+W select MINIATUR ZAHNREINIGUNGS-BÜRSTEN

Nicht sterilisierbar, nicht thermo-
desinfizierbar, für Winkelstück.
Einfache Unterscheidung
durch unterschiedliche Farben.

Farbe	12 Stck.	100 Stck.
Borste natur	000 854	000 857
	10 Stck.	100 Stck.
Nylon pink, soft	200 875	200 879
Nylon blau, mittel	200 876	200 880
Nylon weiß, hart	200 877	200 881
Nylon weiß, soft	200 878	200 882
1 Pckg.	€ 9,90	€ 62,90
	€ 7,90	€ 49,90



ab 2,40

BIS ZU
-29%

M+W select PROPHY-POLIERER

Latexfreie Polierer mit Lamellen für
eine gründliche Reinigung und Politur.

Snap-on Mandrell für Winkelstück, 10 Stck.
200 833 | 1 Pckg. | € 11,65 € 9,90

	Montiert für Winkelstück		Zum Aufstülpen (Snap-on) auf Mandrell
Farbe	10 Stck.	100 Stck.	10 Stck.
blau, soft	200 885	200 888	200 891
lila, mittel	200 886	200 889	200 892
gelb, hart	200 887	200 890	200 893
1 Pckg.	€ 4,80	€ 38,90	€ 3,40
	€ 3,45	€ 28,00	€ 2,40

M+W select PROPHYLAXEPASTE

Reinigungs- und Polierpaste für die
professionelle Zahnreinigung mit
Fluorid und angenehmem Minz-
geschmack. Dank optimaler thixo-
tropher Eigenschaften lässt sie sich
perfekt applizieren und spritzt nicht.

Es stehen 4 Körnungen zur Auswahl:
RDA 250:
bei starken Belägen und Rauigkeiten
RDA 170:
bei mittleren Verfärbungen und Belägen
RDA 120:
bei geringen Belägen und Verfärbungen
RDA 40:
extra fein für die Endpolitur

Körnung	60 ml/100 g
RDA 250 blau	200 860
RDA 170 grün	200 861
RDA 120 rosa	200 862
RDA 40 gelb	200 863
1 Tube	€ 10,90
	€ 9,10
ab 3 Tuben einer Ausführung, je Tube	€ 9,90
	€ 8,80



ab 8,80

BIS ZU
-19%



POWER WHITENING XTRA 38 %

38% Hydrogen-Peroxid geeignet für die medizinische Aufhellung stark verfärbter Zähne.

2,5 ml Doppelmischspritze,
2 Mischkanülen,
1,5 g Gingiva Protector
mit 2 Applikationskanülen

000 891 | 1 Pckg. | € 41,90
€ 35,90



-14% **35,90**



WHITENING STAR HOME

Kosmetische Zahnaufhellung in Verbindung mit laborgefertigten Schienen zur Erstanwendung in der Praxis und Weiterverwendung durch den Patienten zuhause. Je nach gewünschter Tragedauer stehen 2 Konzentrationen zur Verfügung.

10% – für eine Tragedauer von 4 Stunden oder über Nacht.
16% – für eine Tragedauer von 3 Stunden oder über Nacht.

4 x 1,2 ml Spritzen mit wieder-
verschießbarer Kappenkanüle:
10%

000 892 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 19,50

16%
000 893 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 19,50

ab 3 Pckgn. einer
Konzentration | je Pckg. | € 20,50
€ 18,50



ab 18,50 **-16%** **BIS ZU**



XYLOBLEACH

35% Wasserstoffperoxid Konzentration für die medizinische Aufhellung verfärbter Zähne ebenso für endodontisch behandelte Zähne. Der Zusatz Xylitol hat eine plaquereduzierende Wirkung und hemmt die Kariesbildung. Dank hohem Peroxid-gehalt erzielt man eine schnelle und zuverlässige Aufhellung mit einem lang-anhaltenden Ergebnis. Durch den neutralen pH-Wert ist das Material dabei zahn-schonend. Der Gingiva Protector gewährleistet einen sicheren Schutz des Zahn-fleisches. Dank Automix-System entfällt manuelles Anmischen, das Material hat eine homogene Qualität und durch die rote Farbe einen guten Kontrast zum Zahn.

5 g Automix-Spritze,
3 Mischkanülen,
1,5 g Gingiva Protector,
3 Applikationstips

000 898 | 1 Pckg. | € 54,50
€ 44,50



-18% **44,50**

ab 7,30

BIS ZU
-15%



HEXAGUM 0,12 %

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,12% Chlorhexidinguconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Ideal als Präventivmaßnahme vor jeder zahnärztlichen Behandlung einsetzbar. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.

Flasche, 500 ml
100 880 | 1 Fl. | € 8,60
€ 7,60
ab 5 Fl. | je Fl. | € 8,30
€ 7,30

PET-Flasche, 5 l (ohne Pumpe)
100 881 | 1 Kan. | € 25,90
€ 19,90
Dosierpumpe für 5 l PET-Flasche
100 884 | 1 Stck. | € 6,30

ab 2,50

BIS ZU
-24%



HEXAGUM FORTE 0,2 %

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,2% Chlorhexidinguconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.

Flasche 100 ml
100 882 | 1 Fl. | € 3,30
€ 2,95
ab 20 Fl. | je Fl. | € 2,95
€ 2,50

Flasche 500 ml, mit Dosierpumpe
100 883 | 1 Fl. | € 9,60
€ 8,50
ab 5 Fl. | je Fl. | € 9,30
€ 7,90

M&W select WURZELKANALINSTRUMENTE

-18% 5,55

Wurzelkanal-Bohrer



Wurzelkanal-Feile



Hedströmfeile



Länge	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm	21 mm	25 mm
ISO 08	200 621	200 632	200 642	200 653	200 600	200 610
ISO 10	200 622	200 633	200 643	200 654	200 601	200 611
ISO 15	200 623	200 634	200 644	200 655	200 602	200 612
ISO 20	200 624	200 635	200 645	200 656	200 603	200 613
ISO 25	200 625	200 636	200 646	200 657	200 604	200 614
ISO 30	200 626	200 637	200 647	200 658	200 605	200 615
ISO 35	200 627	200 638	200 648	200 659	200 606	200 616
ISO 40	200 628	200 639	200 649	200 660	200 607	200 617
ISO 45	200 629	200 640	200 650	200 661	200 608	200 618
ISO 50	200 630	200 641	200 651	200 662	200 609	200 619
ISO 15-40	-	200 631	-	200 652	-	200 620
1 Pckg.	€ 6,75 € 5,55	€ 6,75 € 5,55	€ 6,75 € 5,55	€ 6,75 € 5,55	€ 6,75 € 5,55	€ 6,75 € 5,55

6,50

-32%



M&W select ENDO MESSBLOCK

Zur Längeneinstellung von Endo-Instrumenten, Papierspitzen, Guttapercha- und Silberstiften. Abmessungen: 103 x 25 x 32 mm. Autoklavierbar bis 134 °C.

400 680 | 1 Stck. | € 9,50
€ 6,50

-16% 4,45



M&W select PAPIERSPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, sterilisiert, 28 mm lang.

ISO, Farbe	Taper 02, 200 Stck.	Taper 04, 60 Stck.	Taper 06, 60 Stck.	ISO, Farbe	Taper 02, 120 Stck.
15, weiß	100 644	200 670	200 677	45, weiß	100 651
20, gelb	100 645	200 671	200 678	50, gelb	100 652
25, rot	100 646	200 672	200 679	55, rot	100 653
30, blau	100 647	200 673	200 680	60, blau	100 654
35, grün	100 648	200 674	200 681	70, grün	100 655
40, schwarz	100 649	200 675	200 682	80, schwarz	100 656
15-40 sortiert	100 650	200 676	200 683	45-80 sortiert	100 657
je Pckg.	€ 5,30 € 4,45	€ 5,30 € 4,45	€ 5,30 € 4,45	je Pckg.	€ 5,30 € 4,45

-24% 5,45



M&W select GUTTAPERCHASPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, 28 mm lang, röntgensichtbar, formstabil und gewebeverträglich.

ISO, Farbe	Taper 02, 100 Stck.	Taper 04, 60 Stck.	Taper 06, 60 Stck.	ISO, Farbe	Taper 02, 100 Stck.
15, weiß	100 630	200 684	200 691	45, weiß	100 637
20, gelb	100 631	200 685	200 692	50, gelb	100 638
25, rot	100 632	200 686	200 693	55, rot	100 639
30, blau	100 633	200 687	200 694	60, blau	100 640
35, grün	100 634	200 688	200 695	70, grün	100 641
40, schwarz	100 635	200 689	200 696	80, schwarz	100 642
15-40 sortiert	100 636	200 690	200 697	45-80 sortiert	100 643
je Pckg.	€ 7,20 € 5,45	€ 7,20 € 5,45	€ 7,20 € 5,45	je Pckg.	€ 7,20 € 5,45



ENDO-SPÜLKANÜLEN

Spülkanülen für Luer- bzw. Luer-Lock-Spritzen, stumpf, biegsam, Packung mit 100 Stck., steril.

23 mm, Ø 0,3 mm, gelb

059 506 | 1 Pckg. | € 12,20

€ 10,20

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 11,70

€ 9,70

23 mm, Ø 0,4 mm, grau

059 507 | 1 Pckg. | € 10,20

€ 8,40

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 9,60

€ 7,90

38 mm, Ø 0,5 mm, orange

059 508 | 1 Pckg. | € 8,40

€ 7,40

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 7,90

€ 6,90



BIS ZU
-23% ab **6,90**



PERMAROOT

Wurzelfüllmaterial auf Basis Epoxid-Amin Chemie. Durch die vernetzten Strukturen ist das Material extrem belastbar und verschleißt dicht und dauerhaft. Dabei ist es röntgensichtbar, dimensionsstabil und frei von Iodoform und Paraformaldehyd. Durch die mikrobizide Wirkung schützt M+W Permaroot vor einer Reinfektion. Einfaches Anmischen und Applizieren dank Doppelkammerspritze.

5 ml Doppelkammerspritze

100 300 | 1 Stck. | € 29,90

€ 25,90

Mischkanülen, 25 Stck.

100 301 | 1 Pckg. | € 15,80

Endo-Tips, 25 Stck.

100 302 | 1 Pckg. | € 6,50



-13% **25,90**



GREIFPINZETTE

Spezialpinzette zum sicheren Greifen von kleinen Instrumenten und Stiften. Rostfrei.

010 602

1 Stck. | € 15,90

€ 12,90



-19% **12,90**



PIN-PINZETTE

Mit geriefelter Hohlkehle zum besseren Greifen von Pins, Papier- und Guttaperchaspitzen.

000 616

| 1 Stck. | € 21,90

€ 17,90



-18% **17,90**



SCHAUMSTOFFEINSÄTZE

Höhe 1 cm, Ø 5 cm, passend für Clean Stand, 25 Stck.

198 634 | 1 Pckg. | € 7,20

€ 6,10

Höhe 1 cm, Ø 6,5 cm, passend für Twin-Bloc, 25 Stck.

198 628 | 1 Pckg. | € 7,20

€ 6,10

Höhe 0,5 cm, Ø 5 cm, passend für Clin Grip und Interim-Stand, 50 Stck.

198 629 | 1 Pckg. | € 7,20

€ 6,10



-15%

6,10



ENDO-EX

Sehr grazile, rostfreie Zange zum Entfernen von abgebrochenen Wurzelkanalinstrumenten, Silberstiften, feinen Knochen- und Wurzelsplittern.

040 694

| 1 Stck. | € 74,50

€ 65,90



-12% **65,90**

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Garantie

Sie erhalten stets frische Ware. Die in diesem Katalog gelisteten Artikel sind zu 99% lieferbar. Auslaufprodukte jedoch nur solange der Vorrat reicht.

Preise

Alle angegebenen Preise verstehen sich in € netto, zuzüglich der jeweils landesgültigen MwSt. und sind gültig bis zum 10.07.2023.

Rabatt

Informationen zu unserem Rabatt-System erhalten Sie unter der Telefonnummer: 0 60 42 / 88 00 88

Frachtkosten

Frei Haus-Lieferungen bei Bestellungen ab einem Nettowarenwert von € 150,- innerhalb Deutschlands und Österreichs. Unter einem Nettowarenwert von € 150,- berechnen wir die Versandkosten nach tatsächlichem Aufwand.

Lieferung

Der Versand erfolgt schnellstmöglich per privatem Zustelldienst direkt ab M+W Dental in Büdingen. Lieferungen, auch frei Haus, auf Gefahr des Bestellers. Eventuelle Transportschäden oder Fehllieferungen bitte sofort telefonisch mitteilen.



Mindestbestellwert

Für Ihre Bestellung bei M+W gibt es keinen Mindestbestellwert. Für Kleinbestellungen mit einem Nettobestellwert unter € 40,- (ohne Versandkosten) berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 4,90.

Zahlung

Die Rechnung liegt Ihrer Lieferung bei und ist innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von M+W Dental.

Rückgaberecht

Sie haben innerhalb von 14 Tagen ein Rückgaberecht bei originalverpackter Ware. Das Rückgaberecht gilt jedoch nicht für

Medikamente und Sonderbestellungen. Bitte beachten: Ware transportsicher verpacken, Retourenschein beilegen und ausreichend frankiert zurücksenden.

Erfüllungsort

Erfüllungs- und Gerichtsort ist Büdingen.

Sonstiges

© M+W Dental, Büdingen. Nachdruck aus diesem Katalog, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung nicht gestattet. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Wir sind bemüht, immer aktuelle Fotos im Katalog abzubilden, die Abbildungen sind jedoch nicht verbindlich.

M+W select HELIXCONTROL PRO

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven nach EN 867-5 zur Überprüfung der vollständigen Luftentfernung aus Hohlkörperinstrumenten. Der Prüfkörper ist aus Metall gefertigt und hält somit den starken Temperaturen im Autoklaven dauerhaft stand. Lediglich die Teststreifen müssen ausgetauscht werden.



Set:
1,5 m Schlauch mit Metallklammer,
Teflonträger für Indikatorstreifen,
50 Indikatorstreifen
100 777 | 1 Pckg. | € 89,00
€ 79,00

Refill:
250 Indikatorstreifen
100 778 | 1 Pckg. | € 84,90
€ 74,90

BIS ZU
-12%
ab **74,90**



119,-
-14%

M+W select HELIXCONTROL

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven zur Überprüfung der Luftentfernung aus Hohlkörperinstrumenten nach EN 867-5. Das Set enthält 300 Teststreifen Klasse D nach EN 867-1, ein Chargenkontrollblatt und einen Prüfkörper gem. DIN 58.948PP.

300 Teststreifen, 1 Prüfkörper
100 780 | 1 Pckg. | € 138,90
€ 119,00

M+W select INKTEST EASY

Siegelnahfestigkeitstest zur Routineüberprüfung gemäß ISO 11607-1 Anhang B sowie ASTM F1929. Durch die neue Darreichungsform im flachen Beutel jetzt noch einfachere Handhabung und gleichmäßiger Austritt der Flüssigkeit. Unregelmäßigkeiten in den Schweißnähten werden unmittelbar nach Entleeren des Beutels sichtbar. Für eine saubere und sichere Aufbewahrung sorgt die hochwertige Alubox.

Flüssigkeit jetzt im Beutel –
dadurch einfachere und sauberere Anwendung.

NEU

Box mit 30 x 3 ml Testbeutel
500 701 | 1 Pckg. | € 33,90
€ 28,90

BIS ZU
-15%
28,90

M+W select BOWIE&DICK TEST

Einmal-Test für die Überprüfung der Dampfdurchdringung während des Sterilisationsprozess in einem B-Klasse Autoklaven gem. EN ISO 11140-4. Für die normenkonforme Dokumentation ist der Test mit Beschriftungsfeldern vorgesehen.

200 700 | 1 Pckg. | € 5,20
€ 4,45
ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 4,60
€ 4,25
ab 20 Pckgn. | je Pckg. | € 3,99
€ 3,95



ab **3,95**
-24%

M+W select KLASSE 5 INDIKATOR

Indikator zur Kontrolle während des Sterilisationsprozesses im Autoklaven gem. EN ISO 11140-1.

200 Indikatorstreifen
200 702 | 1 Pckg. | € 25,90
€ 19,90



19,90
-23%

M+W select SEAL TEST

Siegelnah-Test zur täglichen Überprüfung der Funktion Ihres Foliensiegelgerätes gemäß EN ISO 11607-2.

Heftchenpackung
mit 100 Teststreifen
200 707 | 1 Pckg. | € 36,90
€ 29,90



29,90
-19%

M+W select ETIKETTIERER

Etikettiersystem für die Dokumentation auf Sterilgutverpackungen und anschließender Dokumentation in der Patientenakte durch Sandwichetikett.

Auf dem Label werden folgende Daten aufgedruckt:
Personalname oder Personalnummer (5-stellig), Charge bzw. Zyklusnummer (7-stellig), Sterilisationsdatum, Ablaufdatum der Sterilität. Bitte Etiketten mitbestellen, im Lieferumfang sind keine Etiketten enthalten.

Etikettierer
200 710 | 1 Stck. | € 179,00
€ 149,00

Sandwichetiketten,
4 Rollen à 500 Stck.
200 711 | 1 Pckg. | € 31,90

Farbwalze
200 712 | 1 Pckg. | € 16,90



-17%
149,-



-11%
168,90

M+W select WASH TEST

Test zur Überprüfung der Desinfektions- und Reinigungsleistung des Thermodesinfektors.

100 Tests (ohne Prüfleiste)
200 704 | 1 Pckg. | € 188,90
€ 168,90

Prüfleiste aus Edelstahl
200 705 | 1 Stck. | € 59,90
€ 54,90





QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.

M+W select POLYLUX LED **NEU**

Kompaktes LED-Lichtpolymerisationsgerät zum Aushärten von Löffelmaterialien, lichttärtender Wache, Versiegelungslacke und anderer Materialien. Durch die LED-Technik entsteht so gut wie keine Inhibitionsschicht. Durch den erweiterbaren Polymerisationsraum, kann das Gerät um 24 mm erhöht werden.

- 17 LED im Wellenbereich 365 nm bis 405 nm
- Softstart
- Timer-Zeiten 30, 60, 120 Sekunden
- Erweiterbarer Polymerisationsraum

Technische Daten:

Spannung: 240 V
Leistung: 14 W
Maße (H x B x T): 210 x 192 x 105 mm
Lichtraum (Standard) (H x B x T):
120 x 100 x 50 mm
Wellenbereich: 365 – 405 nm
Garantie: 1 Jahr

Polylux LED
115 980 | 1 Stck. | € 195,00
€ 175,00*

* dieses Produkt ist nicht rabattfähig



-10% 175,-*

M+W select LC-LIQUID **NEU**

250 ml
245 917 | 1 Fl. | € 14,80
€ 13,30

Reinigungsflüssigkeit zum Entfernen der klebrigen Inhibitionsschicht nach dem Lichthärten.

1 l
245 918 | 1 Fl. | € 49,90
€ 44,90



ab 13,30 **-10%**

M+W select LÖFFELPLATTEN

Mit diesen Löffelplatten wird das Anfertigen von Funktionslöffeln und Bisschablonen kinderleicht. Die vorgeformten Platten werden einfach auf das ausgeblockte und isolierte Gipsmodell adaptiert, die Überschüsse entfernt und anschließend ca. 5 Minuten lang im LC-Gerät polymerisiert. Diese Löffel sind absolut verwindungsstabil und können sofort verwendet werden. Kein stechender Monomergeruch – gleichmäßige Schichtstärke von 2,3 mm und Formstabilität sind weitere Vorteile.

Farbe	OK-Platten, 50 Stck.	UK-Platten, 50 Stck.
natur	500 401	500 403
rosa	500 402	500 404
je Pckg.	€ 53,90 € 48,50	€ 53,90 € 48,50



48,50 -10%

M+W select LÖFFELPLATTEN PREMIUM

Premium-Qualität mit 25% höherer Biegefestigkeit. Die vorgeformten Platten sind zur Fertigung individueller Abformlöffel, Erarbeitung von Basen für Bisschablonen und zur Anfertigung von Bissregistraten hervorragend geeignet. Das lästige Kleben der Inhibitionsschicht konnte deutlich verringert werden, somit wurde die Handhabung erheblich erleichtert. Der leichte Pfefferminzgeruch macht das Arbeiten sehr angenehm. Bei Tageslicht ist das Material lange zu verarbeiten, unter Halogenlicht erfolgt aber eine schnelle Aushärtung (3 – 5 Min.). Durch die ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften lassen sich sehr stabile und bruchfeste Löffel und Bisschablonen herstellen.

Farbe	OK-Platten, 50 Stck.	UK-Platten, 50 Stck.
rosa	498 908	498 929
transparent	498 909	498 930
je Pckg.	€ 58,80 € 52,90	€ 58,80 € 52,90



-10%
52,90

LABOR

Gültig bis zum 10.07.2023

M+W select SUBIBOND SEKUNDENKLEBER

Universeller Cyanoacrylatkleber mit besonders hoher Klebekraft. Klebt in Sekunden alle Materialien. Der niedrigviskose Kleber dient zur Anwendung bei feinen Klebearbeiten, z. B. gebrochenen Stümpfen bei Sägemodellen. Für grob gebrochene Objekte mit kleinen Lücken, die gefüllt werden müssen, ist der mittelviskose Kleber bestens geeignet. Lagerstabil bis zu 1 Jahr. Lagerung: kühl, trocken und dunkel.

Viskosität	5 g	10 g
niedrigviskos	093 980	093 981
mittelviskos	093 982	000 905
je Fl.	€ 3,30 € 2,80	€ 3,90 € 3,30
ab 5 Flaschen, je Fl.	€ 2,90 € 2,40	€ 3,50 € 2,90



ab **2,40** **BIS ZU -27%**

M+W select STUMPF LACK NT

Lufttrocknende Lacke mit Farbpigment- und Metallbestandteilen für sehr harte, kratzsteife und glatte Oberflächen. Durch mehrfaches Auftragen ist die Schichtstärke kontrollierbar, wobei Viskosität und Pinseltyp die Schichtstärken variieren können. Die Stumpflacke sind in opaken, gut deckenden Farben erhältlich. Sie bieten je nach Anwendung Kontrast zu jedem Gips oder Modellierwachs. Eine neuartige chemische Zusammensetzung erzeugt sehr abdampfsistente und dichte Lackschichten. Der Lack widersteht hohen mechanischen Belastungen und erzeugt homogene und glatte Oberflächen. Er ist zudem besonders schnelltrocknend.

Verdünner, 16 ml
200 996
1 Fl. | € 8,30
€ 6,95

Viskosität	25 ml
gold, 12 µm	200 991
silber, 12 µm	200 992
blau, 7 µm	200 993
rot, 7 µm	200 994
transparent, 3 µm	200 995
je Fl.	€ 14,95 € 12,70



BIS ZU -16% ab **12,70**

M+W select STUMPFHÄRTER NT

Zur Härtung der Gipsoberfläche ohne einen Schichtauftrag. Der Härter zieht schnell in die Gipsoberfläche ein und besitzt eine sehr gute Tiefenhardtung. Anzeichnungen auf der Gipsoberfläche werden fixiert.

0 µm, 30 ml
200 997 | 1 Fl. | € 13,90
€ 11,80



11,80 -15%

M+W select BLOC OUT

Universeller lichthärtender Kunststoff zum Ausblocken von Unterschnitten an Gipsmodellen und als Platzhalter bei Bleichschienen oder Medikamententräger vor dem Tiefziehen.

3 ml Spritze, 4 Applikationskanülen
198 938 | 1 Pckg. | € 15,20
€ 12,90
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 14,20
€ 11,90



-22% ab **11,90**



SIOPLAST LAB TOUCH **NEU**

2-Komponenten-Knetsilikon (additionsvernetzend) für höchste Präzision. Durch die softe Eigenschaft erzielt das Material eine noch präzisere Detailwiedergabe. Die dennoch hohe Endhärte von Shore A80 sorgt für gute Stabilität. Beide Komponenten lassen sich sehr leicht miteinander vermischen, was eine perfekte Homogenität gewährleistet. Das Knetsilikon lässt sich ohne großen Druck leicht adaptieren weshalb die Gefahr, dass sich beispielsweise die Modellierung verdrückt, ausgeschlossen ist. Farbe: violett – blau.

- Sehr exakte Detailwiedergabe
- 80 Shore A
- Einfach und problemlos 1:1 an zu mischen
- Mikrowellengeeignet
- Kochfest

2 x 420 ml A+B
053 232 | 1 Pckg. | **€ 58,50**
€ 52,60

2 x 2.770 ml A+B
053 233 | 1 Pckg. | **€ 238,00**
€ 214,90

ab **52,60**

-10%



SIOPLAST LAB

2-Komponenten-Knetsilikon (additionsvernetzend) für die anspruchsvolle Zahntechnik.

- Optimale Shore-Härte (90 Shore A)
- Einfach und problemlos 1:1 anzumischen
- Kein Pastenhärter notwendig, daher sauberes Arbeiten
- Hohe Dimensionsstabilität
- Exakte Detailwiedergabe
- Kochfest

je 420 ml A+B (ca. 1,6 kg)
053 245 | 1 Pckg. | **€ 47,50**
€ 42,80

je 2.770 ml A+B (ca. 10 kg)
053 246 | 1 Pckg. | **€ 189,80**
€ 169,90

-10%

ab **42,80**



SIOPLAST LAB TRANSPARENT

Additionsvernetztes Kartuschenmaterial. Das transparente Vorwellsilikon ist hervorragend geeignet zur Abformung von WAX-up's oder teilprothetischen Fertigstellungen. Das Material ermöglicht die Lichtpolymerisation von licht-härtenden K+B Kunststoffen durch den Vorwall und dient auch als einfache Sichtkontrolle bei Komplettierungen von teilprothetischen Fertigstellungen mit Prothesenkunststoffen. Das 1:1 Silikon ist dimensionsstabil, reißfest und verfügt über eine Endhärte von 70 Shore A.

2 x 50 ml + Tips
300 975 | 1 Pckg. | **€ 34,80**
€ 31,30

Sioplast T Pastenhärter, 60 ml
153 900 | 1 Tube | **€ 13,25**
€ 11,90

ab 3 Tuben | je Tube | **€ 12,75**
€ 11,40



-10%

31,30



POLY RESIN **NEU**

Schnellhärtender rückstandfrei verbrennender Modellierkunststoff (Kaltpolymerisat), geeignet für: Konuskronen, Geschiebe- und Sekundärteile, Teleskopkronen, Riegelkonstruktionen, Ankerbandkronen ect., Inlays, Sublingualgabel, Palatinalkonstruktionen, Verbindungsteile, Klammern, Lötfixierung bei der Einbettung.

SET (50 ml Flüssigkeit, 100 g Pulver,
1 Silikonbecher 5 ml,
3 PE-Becher 25 ml, Pinsel:

rot
093 983 | 1 Pckg. | **€ 39,90**
€ 35,90

dentin
093 984 | 1 Pckg. | **€ 39,90**
€ 35,90

Flüssigkeit:
100 ml
093 985 | 1 Pckg. | **€ 25,80**
€ 23,20

250 ml
093 986 | 1 Pckg. | **€ 46,80**
€ 42,20

Pulver, rot:
100 g
093 987 | 1 Pckg. | **€ 25,80**
€ 23,20

300 g
093 988 | 1 Pckg. | **€ 53,20**
€ 47,90



ab **23,20**

-10%

M+W select KOPIDUR

Ø 120 mm:
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.
266 965 | 1 Pckg. | € 15,20
€ 13,70

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 14,20
€ 12,70

Stärke 1,5 mm, 10 Stck.
266 966 | 1 Pckg. | € 17,50
€ 15,80

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 16,50
€ 14,80

Stärke 2,0 mm, 10 Stck.
266 967 | 1 Pckg. | € 22,50
€ 20,30

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 21,20
€ 19,00

Ø 125 mm:
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.
266 968 | 1 Pckg. | € 15,90
€ 14,30

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 14,90
€ 13,30

Stärke 1,5 mm, 10 Stck.
266 969 | 1 Pckg. | € 18,20
€ 16,40

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 17,20
€ 15,40

Stärke 2,0 mm, 10 Stck.
266 970 | 1 Pckg. | € 22,90
€ 20,60

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 21,50
€ 19,20

BIS ZU
-16%
ab **12,70**

Transparente hartelastische Platte, verbindet sich mit Autopolymerisat.
Anwendung: Aufbiss-, Miniplast- und Retentionsschienen, prov. Kronen und Brücken, Fluorid- und Interimsschienen.



M+W select KOPISOFT

Ø 120 mm:
Stärke 1,5 mm, 10 Stck.
266 975 | 1 Pckg. | € 13,90
€ 12,50

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 12,90
€ 11,50

Stärke 2,0 mm, 10 Stck.
266 976 | 1 Pckg. | € 18,20
€ 16,40

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 17,20
€ 15,40

Stärke 3,0 mm, 10 Stck.
266 977 | 1 Pckg. | € 23,20
€ 20,90

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 21,80
€ 19,50

Ø 125 mm:
Stärke 1,5 mm, 10 Stck.
266 978 | 1 Pckg. | € 13,90
€ 12,50

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 12,90
€ 11,50

Stärke 2,0 mm, 10 Stck.
266 979 | 1 Pckg. | € 18,90
€ 17,00

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 17,90
€ 15,90

Stärke 3,0 mm, 10 Stck.
266 980 | 1 Pckg. | € 23,20
€ 20,90

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 21,80
€ 19,50

BIS ZU
-17%
ab **11,50**

Gummiartige weichelastische Folie, die sich nicht mit Autopolymerisat verbindet.
Anwendung: Mundschutz, Knirscherschutz, Positioner und Dublierformen.



M+W select KOPILEN

Diese zähelastischen Folien verbinden sich nicht mit Autopolymerisat.
Anwendung: Bleich-, Ätz- und Medikamentenschienen, Bracket-Transfermasken, Gießmasken für prov. Kronen und Brücken, Gussköppchen und Dublierformen.

Ø 120 mm:
Stärke 0,5 mm, 10 Stck.
366 909 | 1 Pckg. | € 6,90
€ 6,20

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 6,40
€ 5,70

Stärke 0,8 mm, 10 Stck.
266 972 | 1 Pckg. | € 9,90
€ 8,90

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 9,30
€ 8,30

Ø 125 mm:
Stärke 0,5 mm, 10 Stck.
366 908 | 1 Pckg. | € 6,90
€ 6,20

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 6,40
€ 5,70

Stärke 0,8 mm, 10 Stck.
266 974 | 1 Pckg. | € 9,90
€ 8,90

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 9,30
€ 8,30

BIS ZU
-17%
ab **5,70**



M+W select KOPISOFT BLEACH

Diese elastische Folie ist speziell zur Herstellung von Bleichschienen geeignet. Sie verbindet sich nicht mit Acrylat.

Ø 120 mm:
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.
366 911 | 1 Pckg. | € 13,90
€ 12,50

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 12,90
€ 11,50

Ø 125 mm:
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.
366 913 | 1 Pckg. | € 13,90
€ 12,50

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 12,90
€ 11,50

-17%
ab **11,50**



M+W select FOLIENSCHERE NEU

Edelstahl, rostfrei, 11,5 cm.

gerade
181 969 | 1 Stck. | € 9,20
€ 7,80

gebogen
181 970 | 1 Stck. | € 9,20
€ 7,80

ab 5 Stck.
einer Form | je Stck. | € 8,80
€ 7,40



ab **7,40**
-20%

M+W select CHROMASIL

Dünnfließende Dubliermasse auf der Basis additionsvernetzender Silikone. Die Schrumpfung liegt unter 0,1%. Die Dublierung ist mehrfach ausgießbar, das Material ist äußerst reißfest. Die Entformung kann bereits nach 20 Min. erfolgen. Shore A 17, Farbe: rotbraun.

je 500 g A + B
000 980 | 1 Pckg. | € 41,90
€ 37,70

je 1 kg A + B
000 982 | 1 Pckg. | € 72,90
€ 65,60

je 5 kg Kanister A + B
000 981 | 1 Pckg. | € 335,00
€ 301,50



-10% ab **37,70**

M+W select SINTERGRANULAT



Das Granulat ist eine ausgezeichnete Alternative zu den herkömmlichen Sinterperlen und besteht in seiner chemischen Zusammensetzung aus ZrO_2 (T-TZP). Durch die glatte Oberfläche und runden Kanten entfällt das lästige Verkleben mit den dentalen Arbeiten. Das Granulat kann für mehrere Sinterprozesse verwendet werden. Durch die eckige Form können die Arbeiten beim Sinterprozess deutlich besser gestützt werden, als es bei herkömmlichen Sinterperlen der Fall ist. Das Vorbrennen des Granulates vor dem ersten Einsatz entfällt, es kann sofort verwendet werden. Die Korngröße beträgt 0,4 – 0,8 mm um beste Brennergebnisse zu erzielen.

200 g
093 995
1 Pckg. | € 82,30
€ 49,40

49,40
-40%

TOP - ANGEBOT
SOLANGE VORRAT REICHT.

M+W select CHROMASIL FAST

Ein schnellhärtendes additionsvernetzendes 1:1 Dubliersilikon mit einer Aushärtezeit von nur 10 Minuten. Dadurch wird ein schnelles und zeitsparendes Arbeiten ermöglicht. Die sehr dünnfließende Konsistenz besitzt die besten mechanischen Eigenschaften und dient hervorragend zur Herstellung äußerst dimensions- und detailgenauer Negativformen. Zusätzlich unterstützt die helle Einfärbung eine optimale Oberflächenkennzeichnung. In der Endkonsistenz ist das Material bei hoher Reißfestigkeit sehr flexibel und lässt sich daher leicht entformen, insbesondere bei Unterschnitten.

Härte	je 1 kg A+B	je 5 kg Kanister A+B
Shore A 17	000 971	000 972
Shore A 26	193 994	–
je Pckg.	€ 74,90 € 67,40	€ 349,00 € 314,50



-10% ab **67,40**

M+W select FÜLLGRANULAT

Zum Einbetten der Modelle im Tiefziehgerät. Für alle Tiefziehgeräte geeignet (bleihaltig, nicht magnetisch).

1,2 kg
015 942 | 1 Pckg. | € 36,90
€ 33,20



33,20
-10%

M+W select DIAZIRGLOSS

Hoch ergiebige und abrasive Diamant-Polierpaste für die Vor- und Hochglanzpolitur von Zirkonoxid, Compositen, Dentalkeramiken und NEM-Legierungen.

40 g
181 910 | 1 Pckg. | € 74,90
€ 67,40



67,40 **-10%**

M+W select POLIERPASTEN

weiß, 350 g,
zur Vorpolitur von Edelmetallen
181 901 | 1 Stck. | € 10,90
€ 9,80

rot (Pariser rot), 350 g,
zur Glanzpolitur von Edelmetallen
181 902 | 1 Stck. | € 17,50
€ 15,70

gelb, 350 g,
zur Vorpolitur von Modellguss
181 903 | 1 Stck. | € 13,50
€ 12,20

grün, 350 g,
zur Glanzpolitur von Modellguss
181 904 | 1 Stck. | € 13,50
€ 12,20

rosa, 350 g,
zur Vorpolitur von Kunststoff
181 905 | 1 Stck. | € 13,50
€ 12,20

beige, 250 g,
zur Glanzpolitur von Kunststoff
181 906 | 1 Stck. | € 13,50
€ 12,20

Diamantpolierpaste rosa:
diamantpulverhaltig für Superglanz
auf Keramik, sämtliche Stahlarbeiten
und Kunststoffe, 400 g
181 907 | 1 Stck. | € 42,50
€ 38,20



9,80
-10%

M+W select SCANGIPS

Dieser spezielle Gips wurde für die opto-elektronische Abtastung in jedem Scanner entwickelt. Er verhindert störende Reflektionen in den definierten Wellenbereichen und macht eine nachträgliche Behandlung mit Scansprays überflüssig. Durch seine kurze Abbindezeit von ca. 9 Min. eignet sich der Gips hervorragend, um Behandlungen in nur einer Chairside Sitzung vorzunehmen.

elfenbein, 5 kg
093 918 | 1 Eimer | € 29,90
€ 26,90



-10% 26,90

M+W select SOCKELGIPS FLÜSSIG

Flüssiger, schnell zu verarbeitender Sockelgips. Sehr gut um mehrere Modelle auf einmal zu Sockeln. Durch seine extrem gute Fließfähigkeit, lässt sich der Gips ohne Vibrieren direkt aus dem Becher blasenfrei in den Sockelformen gießen.

weiß, 5 kg
193 970 | 1 Eimer | € 26,90
€ 24,20
blau, 5 kg
193 971 | 1 Eimer | € 26,90
€ 24,20
blau, 10 kg
193 976 | 1 Eimer | € 39,90
€ 35,90



-10% ab 24,20

M+W select HARTGIPS NATUR

Naturhartgips der Klasse III. Zur Herstellung von Gegenbissmodellen, Reparaturmodellen und für alle Arbeitsmodelle im Einsatzgebiet der Prothetik.

blau, 25 kg
093 920 | 1 Karton | € 42,90
€ 36,50
gelb, 25 kg
093 921 | 1 Karton | € 42,90
€ 36,50
naturweiß, 25 kg
093 922 | 1 Karton | € 42,90
€ 36,50



-15% 36,50

M+W select ORTHO-STONE

Dieser synthetische Hartgips hat einen sehr hohen Weißgrad und ist speziell zur Herstellung von Gegenbissmodellen, Reparaturmodellen und Arbeitsmodellen für die KFO geeignet. Die Modelle mit einer für diese Einsatzgebiete abgestimmten Expansion sind stabil und kanterfest.

20 kg
093 927 | 1 Karton | € 47,80
€ 42,90



-10% 42,90

M+W select GIPSSCHAUFEL

Leichtmetall, 210 mm für ca. 160 g Inhalt
004 989 | 1 Stck. | € 4,50
€ 3,95



-12% 3,95



GIPS-ANRÜHRBECHER

Selbstreinigende, flexible Silikonbecher zum Anrühren von Gipsen und Einbettmassen, Farbe: dunkelgrün.

Gr. 1, mittel, 12 cm Ø, 9 cm hoch
022 971 | 1 Stck. | € 3,95
€ 3,35
ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,50
€ 2,90

Gr. 2, groß, 13 cm Ø, 11 cm hoch
022 972 | 1 Stck. | € 4,40
€ 3,75
ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,95
€ 3,30



ab 2,⁹⁰

BIS ZU
-27%



THIXO-STONE

Synthetischer Superhartgips mit einer thixotropen Konsistenz. Er eignet sich zur Herstellung von Zahnkränzen, Einzelstümpfen und Kontrollmodellen in der Edelmetalltechnik und bei Keramikarbeiten. Besondere Eigenschaften des Gipses sind die Oberflächenglätte und die geringe Expansion. Der Gips ist mechanisch besonders hoch beanspruchbar, kantenstabil und kratzfest. Inlays und Onlays lassen sich gut auf den Thixo-Stone-Stümpfen polieren und finieren. Der Stumpf kann anschließend leicht gereinigt werden. Farbe: gelbbraun.

5 kg
093 933 | 1 Eimer | € 29,50
€ 26,50
20 kg
093 925 | 1 Karton | € 106,00
€ 95,40

ab 26,⁵⁰

-10%



SYNTH-STONE

Der synthetische Superhartgips ist für alle Meister- und Arbeitsmodelle geeignet, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen, wie Säge-, Kontroll- und Meistermodelle. M+W Synth-Stone ist für die Edelmetall- und Keramiktechnik genauso anzuwenden wie zur Modellgussprothetik. M+W Synth-Stone garantiert eine glatte, kratzeste Oberfläche und harte, kantenstabile Modelle mit einer geringen Expansion. Farbe: braun.

5 kg
093 932 | 1 Eimer | € 29,50
€ 26,60
20 kg
093 926 | 1 Karton | € 87,80
€ 78,90

ab 26,⁶⁰

-10%



GIPS-ISOLIERUNG

Isoliermittel Gips gegen Gips mit ausgezeichnete Trennwirkung. Ohne auftragende Filmbildung. Versiegelt gleichzeitig die Gipsoberfläche. Ideal für die Splitcast-Technik.

Sprühflasche, 250 ml
000 928 | 1 Fl. | € 16,90
€ 15,20



15,²⁰ -10%



GIPS-SEP

Gips-Sep ist ein hervorragendes Trennmittel für Gipse, speziell für Sägemodelle und der Splitcast-Technik. Auch die Gängigkeit von Metall-Pins ist durch Gips-Sep optimiert. Gips-Sep trocknet schnell und hinterlässt eine glatte Oberfläche mit einem Mikro-Isolierfilm.

250 ml
000 938 | 1 Fl. | € 16,90
€ 14,40



14,⁴⁰ -15%

M+W select MODELLIERWACHS

Hochwertiges Plattenwachs in drei verschiedenen Qualitäten und zwei unterschiedlichen Stärken. Durch die hohe Formstabilität und die geringe Kontraktion eignet es sich hervorragend für die gesamte Kunststoffprothetik. Durch die leichte Klebrigkeit und eine harmonische Elastizität können Aufstellungen einfach vorgenommen werden.

Erstarrungspunkt:

Sommerwachs: 59°C / Aschgehalt: 0,001

Mediumwachs: 58°C / Aschgehalt: 0,002

Winterwachs: 57°C / Aschgehalt: 0,000

Plattengröße: 185 x 83 x 1,25 - / und 1,50 mm

ab 7,10

-10%

Farbe	Sommerwachs		Mediumwachs		Winterwachs	
	500 g	2.500 g	500 g	2.500 g	500 g	2.500 g
1,25 mm	600 900	600 901	600 904	600 905	600 908	600 909
1,50 mm	600 902	600 903	600 906	600 907	600 910	600 911
je Pckg.	€ 7,90 € 7,10	€ 33,90 € 30,50	€ 7,90 € 7,10	€ 33,90 € 30,50	€ 7,90 € 7,10	€ 33,90 € 30,50



M+W select MODELLIERWACHS SPEZIAL

Hochwertiges premium Plattenwachs mit guten Modellationseigenschaften ohne dabei zu kleben und nicht zu spröde zu sein. Durch die zwei verschiedenen Plattenstärken sowie die Sommer- und Winterqualität kann das Wachs individuell für die verschiedensten Modellationen eingesetzt werden. Durch die geringe thermische Kontraktion und die hohe Kantenstabilität werden unbeabsichtigte Veränderungen der Modellation oder der Aufstellung vermieden. Hoher Bienenwachsanteil.

ab 7,90

BIS ZU -11%

Sorte / Härte	500 g	2.500 g
Sommerwachs 1,25 mm	600 912	600 913
Sommerwachs 1,50 mm	600 914	600 915
Winterwachs 1,25 mm	600 916	600 917
Winterwachs 1,50 mm	600 918	600 919
je Pckg.	€ 8,90 € 7,90	€ 36,90 € 33,20

Erstarrungspunkt:

Sommerwachs: 59°C / Aschgehalt: 0,002

Winterwachs: 57°C / Aschgehalt: 0,000

Plattengröße: 175 x 80 x 1,25 - / und 1,50 mm



M+W select MODELLIERWACHS ALLROUND

Qualitativ hochwertiges Aufstellwachs mit besonders gutem Preis/Leistungsverhältnis. Leicht elastisch, geringes Rückstellvermögen und leichte Klebrigkeit beim Fixieren der Zähne zeichnen dieses Modellierwachs aus. Schnelles Erstarren nach dem Auftragen. Erstarrungspunkt: 59°C / Aschgehalt: 0,002. Plattengröße: 175 x 80 x 1,25 mm.

500 g	000 940	1 Pckg.	€ 7,80 € 6,90
2,5 kg	000 941	1 Pckg.	€ 34,90 € 31,40



BIS ZU -12%

ab 6,90

M+W select BEAUTY HARD NEU

Sehr hartes Set-Up Modellierwachs mit hoher Verzugsfestigkeit. Die Anproben können somit problemlos länger im Mund verweilen. Durch seine leichte Klebrigkeit können die Zähne gut fixiert werden. Plattengröße: 175 x 80 x 2 mm. Farbe: pink.

500 g	600 930	1 Pckg.	€ 12,90 € 11,60
-------	---------	---------	--------------------



-10%

11,60



BISSNEHMEWACHS

Stangenwachs zur Bissnahme. Qualität wie M+W Wachsblöcke.
Wir liefern in opaken Farben aus, was eine optische Beurteilung
wesentlich vereinfacht.

Farbe/Härte	1,3 kg
gelb, weich	600 897
orange, mittel	600 898
rosa, hart	600 899
je Pckg.	€ 28,90 € 25,90



25,⁹⁰ -10%



MODELLIERWACHS OPAK

Dieses Modellierwachs zeichnet sich durch beste Modellier- und Schabeigenschaft aus.
Hohe Gehalte an Mikrowachsen machen es hart, aber nicht spröde, daher sehr gut fräsbearbeitbar.
Die opaken Bestandteile der Wachs bewirken eine optimale Streuung und Reflexion des
Lichtes in der Weise, dass das Kauflächenrelief sehr plastisch hervortritt. Durch geringe
Anteile von Pigmentfarbstoffen für die Presskeramik nicht geeignet.

Härte/Farbe	70 g
hart, opak-grau	300 933
extrahart, opak-beige	300 934
extrahart, opak-dentin	300 935
je Pckg.	€ 12,80 € 10,90

hart = Erstarrungspunkt 80 °C
extrahart = Erstarrungspunkt 85 °C

10,⁹⁰
-15%



FRÄSWACHS

Erstarrungspunkt 67 °C, mit hoher innerer Festigkeit und Härte.
Gute Spanbildung und glatte Fräsflächen. Verbrennt rückstandslos.

blau, 70 g	
300 931	1 Dose € 10,20 € 8,70

8,⁷⁰
-15%



KRONENWACHS

Abgestimmte Erstarrungstemperaturen (80 – 83 °C) und Härten. Dimensionsstabil
und verzugsfrei, mit hoher innerer Festigkeit. Hart, aber nicht spröde. Gut zu schaben,
schmiert nicht, verbrennt rückstandslos.

dunkelblau, 70 g	
300 930	1 Dose € 10,20 € 9,20

9,²⁰

-10%



CERVIKALWACHS

Leichtfließend für einen exakten Randschluss. Gut zu schaben, schmiert
nicht und verbrennt rückstandslos. Erstarrungspunkt 60 – 64 °C.

rot, 70 g	
300 932	1 Dose € 11,80 € 9,90

9,⁹⁰

-16%



AUSBLOCKWACHS

Für die Modellgusstechnik zum Ausblocken und Parallelisieren
der Klammerzähne. Gut zu schaben und zu schneiden, sehr glatte
Oberfläche. Schmiert nicht, ist leicht ausbrüh- oder abdampfbar.

rosa, 70 g	
300 937	1 Dose € 13,20 € 11,20

11,²⁰

-15%



M+W select SPLITCAST-SOCKELFORMER

Aus robustem, pflegeleichtem Gummi.
Für die Splitcast-Technik geeignet.

für Oberkiefer,

Maße (B x T x H): 86 x 65 x 16 mm

076 908 | 1 Stck. | € 6,20
€ 5,30

für Unterkiefer,

Maße (B x T x H): 87 x 65 x 16 mm

076 909 | 1 Stck. | € 6,20
€ 5,30



für Oberkiefer

für Unterkiefer



-15% 5,30

13,40 -10%



HAFTSCHEIBEN

Passend für Quicksplit- und adesso-System.

50 Stck.

000 993 | 1 Pckg. | € 14,90
€ 13,40

M+W select MODELL-SOCKELFORMER

Erlauben ein sauberes, exaktes
Ausformen der Modellsöckel.

klein

(Maße (B x T x H): 76 x 58 x 13 mm)

076 905 | 1 Stck. | € 5,80
€ 5,20

groß

(Maße (B x T x H): 82 x 64 x 13 mm)

076 904 | 1 Stck. | € 5,80
€ 5,20

klein



groß



5,20 -10%

SOLANGE VORRAT REICHT.



CROWN-FIX

Nach außen gebördelte Kronenkorken, speziell für die Splitcast-Technik
und als Magnetretentionen. Lassen sich sehr leicht in den weichen Gips
eindrücken und bei Verwendung von Magneten im Labor als Einmalartikel
einsetzen. Sehr preiswert.

Crown-Fix, 1.000 Stck.

022 921 | 1 Pckg. | € 69,80
€ 62,80

Haftkraftverstärker, 100 Stck.

045 972 | 1 Pckg. | € 24,50
€ 20,80



-10% 62,80

M+W select SOCKELFORMER

Größe S inkl. Gummiring, grau (7 cm)

076 951 | 1 Pckg. | € 29,50
€ 25,10

Größe L inkl. Gummiring, blau (8 cm)

076 952 | 1 Pckg. | € 29,50
€ 25,10

Größe XL inkl. Gummiring, schwarz (9 cm)

076 953 | 1 Pckg. | € 29,50
€ 25,10

Größe S



Größe XL



Größe L



25,10 -15%

M+W select MODELLSOCKEL-FORMER OK/UK

Aus elastischem Gummi für ein sauberes
und exaktes Ausformen der Modellsöckel.
Das Material ist robust und pflegeleicht.

klein

300 922 | 1 Stck. | € 4,80
€ 4,10

groß

300 923 | 1 Stck. | € 5,10
€ 4,30

x-groß

300 924 | 1 Stck. | € 6,20
€ 5,60



BIS ZU -16% ab 4,10

10,20 -10%



RETENTIONSRINGE

Zum Verankern der Partien
zwischen den Modell-
stümpfen mit dem Sockel.
Vernickelt.

1.000 Stck.

098 964

1 Pckg. | € 11,40
€ 10,20



ATTACHMENT- KLEBER ZIRCONIA

Der Attachment-Kleber Zirconia ist ein transparentes, selbsthärtendes Befestigungs-composite für die adhäsive Befestigung von Zirkonoxid-Konstruktionen auf Restaurationen aus Edelmetall, Nicht-Edelmetall und Keramik. Der Kleber verfügt über ausgezeichnete Haftwerte und ermöglicht eine einfache Anwendung durch Mischkanülen, in denen das Material gebrauchsfertig gemischt wird. Es wird keine Lichthärtung benötigt. Der Attachment Zirconia Primer ist ein speziell abgestimmter Haftvermittler auf Ethanolbasis für einen dauerhaften und sicheren Verbund.

2 x 4 g Doppelspritze, 5 Mischkanülen
074 917 | 1 Pckg. | € 53,90
€ 48,50

48,⁵⁰

-10%



ATTACHMENT- KLEBER NEM

Der Attachmentkleber ist ein Zweikomponenten-Compositekleber in der Farbe gold zur Befestigung von prothetischen Halteelementen aus NEM. Metallteile können somit spannungsfrei direkt auf dem Arbeitsmodell verklebt werden. Ein hoher Anteil an anorganischen Füllstoffen gewährleistet eine hohe Endhärte und somit die erforderliche Stabilität.

2 x 2,5 g Doppelspritze, inkl. 5 Mischkanülen
074 924 | 1 Pckg. | € 41,95
€ 37,70
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 40,95
€ 36,70

ab 36,⁷⁰

-13%



SILANISIERUNGSLIQUID

M+W Silanisierungsliquid ist ein Oberflächenbehandlungsmittel, das eine beständige chemische Bindung zwischen Metall-Composite und Composite-Composite nach vorheriger Silikatisierung gestattet. Zur Silikatisierung der Oberflächen können gängige Verfahren wie Rocotec von 3M angewandt werden. Das enthaltene Silan ermöglicht eine dauerhafte und randspaltenfreie Verbindung zwischen den genannten Oberflächen.

8 ml
000 910
1 Fl. | € 45,90
€ 38,90



MICRO-ISOLAT NF

Unsere bewährte Isolierung auf Alginatbasis mit neuer Formulierung. Sowohl für Kalt- als auch für Heißpolymerisate geeignet. Gute Haftfähigkeit auf Gips.

Glasflasche mit Ausgießer, 100 ml
000 979 | 1 Fl. | € 6,80
€ 5,80
1 l
000 930 | 1 Fl. | € 12,80
€ 10,90



38,⁹⁰

-15%

ab 5,⁸⁰

-15%

M+W select PERLASOFT

SiO₂-Perlstrahlmittel zum Glänzen und Verdichten der Oberflächen von Edelmetallen. Auch für Stahlarbeiten einsetzbar. Deutsches Qualitätsprodukt.

Härte	Kanister, 5 kg	Karton, 25 kg
mittel, 150 µm	093 910	093 911
fein, 50 µm	093 912	093 913
je Pckg.	€ 17,90 € 15,20	€ 78,90 € 67,10



-15%

ab **15,20**

M+W select CHROMOKORUND

Al₂O₃ reines Aluminium-Oxid (Edelkorund), weiß. Große Härte (Mohs 9) und Kornscharfe, dadurch hohe Abstrahlleistung und kurze Strahlzeit. Deutsches Qualitätsprodukt.

Einsatzgebiet:
x-grob und grob: zum Abstrahlen von Modellguss-Geräten
mittel: zum Abstrahlen von Gold, edelmetallreduzierten und NEM-Legierungen
fein: zum Entfernen von Einbettmasseresten und Oxiden auf Edelmetall-Geräten, auch für Keramik geeignet.

Härte	Kanister, 5 kg	Karton, 25 kg
fein, 50 µm	093 907	093 908
mittel, 110 µm	093 904	093 905
grob, 150 µm	093 901	093 902
x-grob, 250 µm	093 915	093 916
je Pckg.	€ 29,80 € 26,80	€ 134,00 € 120,80



ab **26,80** **-10%**

M+W select GIPSLÖSER

Gebrauchsfertiges, pH-neutrales Lösungsmittel zum Entfernen von Dentalgipsresten aus Anrührbechern, Instrumenten, Prothesen und Abdruckklöffen. Die Reinigungswirkung wird im Ultraschallgerät bei einer Temperatur von 40 – 50 °C deutlich erhöht und löst in ca. 5 – 10 Minuten selbst größere Mengen Gips vollständig ab.

1 l		
093 975	1 Fl.	€ 13,20 € 11,20
5 l		
093 976	1 Kan.	€ 48,50 € 41,20



-15%

ab **11,20**

M+W select GIPSENTFERNER PLUS

Außerordentlich schneller Spezialreiniger mit sehr hoher Lösekraft für alle Dental-Gipse und gipsgebundenen Einbettmassen. Er wirkt zugleich sehr selektiv und schonend. Die verbleibende Aktivität kann durch abnehmende Bläschenbildung an der Gipsoberfläche sichtbar beurteilt werden.

1 l		
000 939	1 Fl.	€ 17,20 € 14,60
5 l		
300 939	1 Kan.	€ 65,90 € 59,30



BIS ZU **-15%**

ab **14,60**

M+W select CHROMALLOY-ELEKTROLYT

Hervorragend zum Glänzen von CoCrMo-Legierungen. Mit Chromalloy-Elektrolyt kann die Glänzzeit verkürzt werden. Lange haltbar, gebrauchsfertig. Für alle Glänzgeräte geeignet. Nach Verbrauch muss Flüssigkeit gesondert entsorgt werden.

1 l		
000 920	1 Fl.	€ 17,20 € 15,50
5 l		
000 958	1 Kan.	€ 65,80 € 59,20



ab **15,50**
-10%



PRESS-STEMPEL

Für alle Presskeramiken.
L35 mm x Ø13 mm.

NEU

Alox-Mehrweg

245 915 | 1 Stck. | € 36,80
€ 33,20

Einweg, 50 Stck.

245 916 | 1 Pckg. | € 63,80
€ 57,40



-10%

ab **33,20**



OPAKERPINSEL

Flachpinsel aus Torayhaar zum einfachen und gleichmäßigen Auftragen von Opakermassen.

Größe 0

498 960 | 1 Stck. | € 3,30
€ 2,80

Größe 2


498 961 | 1 Stck. | € 3,50
€ 2,95

Größe 4

498 962 | 1 Stck. | € 3,75
€ 3,20

-15%

ab **2,80**



KERAMIK-ANMISCHPLATTE II

Anmischmöglichkeiten für mindestens 2 Farben (jeweils Dentin-, Schneide- und Halsmasse separat), 4 Effektmassen und plane Flächen. Der Deckel schützt vor Staub und Austrocknen der Massen.

15,5 x 9,5 cm

698 973 | 1 Stck. | € 36,40
€ 30,90



30,90

-15%



MALFARBEN-MISCHPLATTE

Bietet vielfältige Variationsmöglichkeiten in der Malfarbentechnik. 30 Mulden für Malfarben, eine große Mulde für Glasurmasse und eine große Mischfläche. Mit Staubschutzdeckel.

15,5 x 9,5 cm

698 974 | 1 Stck. | € 36,40
€ 30,90



30,90

-15%



CERAMIC-SEP **NEU**

Hervorragendes langanhaltendes Trennmittel für Gips gegen Keramik. Das Liquid verbrennt rückstandsfrei und gibt keine Verfärbung an die Keramik weiter.

20 ml
245 914 | 1 Fl. | € 19,80
€ 17,80



17,80 -10%



KERAMIK-ÄTZGEL

5%ige Fluorwasserstoffsäure zum Ätzen von Keramikrestaurationen. Die Haftung zwischen Keramikoberfläche und Befestigungscompositen wird durch die Herstellung eines retentiven Ätzmusters erhöht. Eine optimale Gel-Konsistenz ermöglicht eine leichte und präzise Applikation.

6 ml
000 989 | 1 Fl. | € 37,90
€ 34,10
ab 3 Fl. | je Fl. | € 36,90
€ 33,10




ab **33,10** -13%



KERAMIK-ISOLIERSTIFT

Der doppelendige Stift ist getränkt mit einer Spezial-Isolierung Gips gegen Keramik. Mit der dünnen Spitze lässt sich die Isolierung gezielt punktuell auftragen, das breite Ende eignet sich hervorragend für größere Flächen.

198 964 | 1 Stck. | € 25,20
€ 22,70



-10% **22,70**



DIAMANTPOLIERPASTE

Wasserlösliches Diamantpoliermittel mit hochwertigem Naturdiamanten in einer gleichmäßigen Korngröße von 2 µm für die Hochglanzpolitur auf Keramik, Edelmetallen und NEM-Aufbrennlegierungen. Durch die Dosierspritze ist eine sehr sparsame Anwendung möglich.

Spritze mit 5 g
081 990 | 1 Stck. | € 23,90
€ 21,50



-10% **21,50**



BLUE-TEC LC **NEU**

Lichthärtender, rückstandsfrei verbrennender und gelförmiger Modellierkunststoff für die Modellation von Geschieben, Teleskop- und Konuskronen, individueller Implantataufbauten, Adhäsivbrücken und zur Verblockung von Gussteilen. Durch die hohe Standfestigkeit lassen sich ebenfalls sehr gut Modellgussmodellationen ohne Dublikatmodelle erstellen. Die Aushärtung erfolgt im handelsüblichen Polymerisationsgerät mit einem Wellenbereich von 320 – 500 nm.

3 g Spritze, 2 Kanülen
093 972 | 1 Pckg. | € 19,50
€ 17,50

4 x 3 g Spritzen, 8 Kanülen
093 973 | 1 Pckg. | € 69,50
€ 62,50



-10% ab **17,50**

M+W select PERMABOND LAB NEW FORMULA

M+W Permabond Lab New Formula ist ein Metall-Primer, der leicht anzuwenden ist. Er muss nur aufgetragen und ca. 1 Minute abgelüftet werden, eine Lichtpolymerisation ist nicht notwendig. Das geruchsneutrale Material kann universell auf allen Metallen angewandt werden und gewährleistet einen dauerhaften Verbund.

5 ml
500 950 | 1 Fl. | € 58,50
€ 49,70



49,70 -15%

M+W select PERMABOND PINK

Rosa Pastenopaker, der bereits einen Haftvermittler enthält. In der Modellgusstechnik deckt er perfekt Retentionen ab, ohne dass das Gerüst vorher mit einem Metall-Primer behandelt werden muss. Das Material wird in einer dünnen Schicht auf den Modellguss aufgetragen und anschließend lichtpolymerisiert.

5 g
500 941 | 1 Stck. | € 109,00
€ 97,90



-10% 97,90

M+W select K+B MODELLIERINSTRUMENTE

Nr. 1: Zum Auftragen und Vormodellieren großer Flächen. Der gebogene Teil dient der Formgebung im palatinalen Bereich.
Nr. 2: Mit Schneide- und Modellerteil für die Gestaltung der Zahnhalspartien.
Nr. 3: Anrührspatel für Dentin- und Schmelzmassen.


Form

Nr. 1 081 971

Nr. 2 081 972

Nr. 3 081 973

je Stck. € 7,40
€ 6,30



-15%

6,30

M+W select LÖTSCHUTZPASTE

M+W Permabond Lab New Formula ist ein Metall-Primer, der leicht anzuwenden ist. Er muss nur aufgetragen und ca. 1 Minute abgelüftet werden, eine Lichtpolymerisation ist nicht notwendig. Das geruchsneutrale Material kann universell auf allen Metallen angewandt werden und gewährleistet einen dauerhaften Verbund.

250 g
000 915 | 1 Dose | € 9,80
€ 8,80



8,80 -10%

M+W select HALTEKLEMMME

Arterienklemme zum Halten von Kronen und Gerüsten. Der Ring ermöglicht ein Ablegen der Arbeit, ohne dass diese mit der Tischoberfläche in Berührung kommt.

12,5 cm:
gerade
300 980 | 1 Stck. | € 24,90
€ 22,40

gebogen
300 981 | 1 Stck. | € 24,90
€ 22,40



-10% 22,40

M+W select DENTA-DON

Heißpolymerisierender Kunststoff für die Herstellung von partiellen und totalen Prothesen im Press- oder Injektionsverfahren. Besonders gut geeignet für die Kurzzeit-Polymerisation. Das Material zeichnet sich durch hervorragende mechanische Werte und Farbstabilität aus. Farbe: rosa-transparent.

Pulver, 500 g	
500 901	1 Pckg. € 32,90
	€ 29,60
ab 2 Pckgn.	je Pckg. € 31,00
	€ 27,70
Flüssigkeit, 500 ml	
500 905	1 Fl. € 26,90
	€ 24,20
ab 2 Pckgn.	je Pckg. € 25,00
	€ 22,30



ab 22,30
BIS ZU
-17%

M+W select DENTA-IN-PRESS

Kaltpolymerisierender Kunststoff auf Methylmethacrylatbasis. Speziell eingestellt für Kunststoff-Injektionsverfahren. Auch hervorragend geeignet für herkömmliche Kunststofftechniken.

Pulver, 500 g	
500 930	1 Pckg. € 44,90
	€ 40,40
ab 2 Pckgn.	je Pckg. € 43,00
	€ 38,50
Pulver, 1 kg	
500 931	1 Pckg. € 79,80
	€ 71,80
Flüssigkeit, 500 ml	
500 932	1 Fl. € 43,90
	€ 39,50
ab 2 Fl.	je Fl. € 42,00
	€ 37,60
Flüssigkeit, 1 l	
500 933	1 Fl. € 79,80
	€ 71,80



ab 37,60
BIS ZU
-14%

M+W select DENTA-PRESS

Kaltpolymerisierender Kunststoff auf Methylmethacrylat-Basis mit längerer Verarbeitungszeit (7 – 8 Min.) für Komplettierungen von Modellguss-Prothesen, Reparaturen, Erweiterungen und Unterfütterungen.

Pulver rosa, 500 g	
500 910	1 Pckg. € 41,90
	€ 37,70
ab 2 Pckgn.	je Pckg. € 40,00
	€ 35,80
Pulver klar, 500 g	
500 912	1 Pckg. € 41,90
	€ 37,70
ab 2 Pckgn.	je Pckg. € 40,00
	€ 35,80
Flüssigkeit, 500 ml	
500 915	1 Fl. € 36,90
	€ 33,20
ab 2 Fl.	je Fl. € 35,00
	€ 31,30



ab 31,30
-15%

M+W select DENTA-FAST-NF

Kaltpolymerisierender Reparatur-Kunststoff für Erweiterungen, Wiederbefestigung von Zähnen und sonstige Reparaturarbeiten. Die Vergilbung ist nahezu ausgeschlossen und der Restmonomergehalt gesenkt. Farbe: rosa-transparent.

Pulver, 500 g	
500 922	1 Pckg. € 38,90
	€ 34,90
ab 2 Pckgn.	je Pckg. € 37,00
	€ 33,00
Flüssigkeit, 500 ml	
500 927	1 Fl. € 29,90
	€ 26,90
ab 2 Fl.	je Fl. € 28,00
	€ 25,00



ab 25,-
BIS ZU
-16%

M+W select UNTERFÜTTERUNGSGERÄT TYP I

Einfaches und präzises Unterfütterungsgerät mit Schnellverschlusschrauben. Schrauben und Säulen aus Messing, die Platten sind aus rostfreiem Stahl. Ø 115 mm, Höhe 100 mm.

000 959	1 Pckg. € 48,90
	€ 43,90



-10%
43,90

M+W select UNTERFÜTTERUNGSGERÄT TYP II

Präzisions-Unterfütterungsgerät mit geteilten Säulen, die konisch geführt sind. Markierungsrollen erleichtern die optische Kontrolle beim Zusammensetzen und vermeiden Bissserhöhungen. 0Schnellspannschrauben fixieren die Teile im Nu. Platten aus rostfreiem Metall, Säulen und Schnellspannschrauben aus Messing. Farbe: schwarz, Ø 115 mm, Höhe 100 mm.

000 962	1 Pckg. € 78,00
	€ 70,20



-10%
70,20

M+W select PROTHESENFINISH PLUS

Dieses Produkt dient zum Entfernen von Monomeren auf dem Zahnersatz und hat eine zusätzliche desinfizierende Wirkung. Es wertet alle prothetischen Arbeiten auf und verleiht einen angenehmen frischen Geschmack. Die Arbeiten werden zusätzlich durch einen zurückbleibenden Hochglanz veredelt. Der bekömmliche frische Spearmint-Geschmack auf der Prothesenoberfläche vermittelt dem Patienten von Beginn an ein angenehmes Tragegefühl.

Anwendung: Aus einer Entfernung von 4–5 cm die Fläche einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem weichen Tuch abwischen oder aufpolieren.

Spraydose, 75 ml

000 923 | 1 Dose | € 11,90
€ 10,70

ab 10 Dosen | je Dose | € 11,20
€ 10,00

-16%

ab **10,-**



M+W select OCCLUSIONSSPRAY LAB

Hochwertiges Labor Occlusionsspray mit feinem Sprührohr für eine punktuelle Markierung. FCKW-frei, mit ozonunschädlichem Treibmittel. Besonders feiner und matter Farbfilm (Korngröße 5–7 µm). Wachsfrei, ohne Lösungsmittel. Auch trockene Modelle werden wieder sauber. Toxikologisch absolut unbedenklich. Ausreichend für ca. 600 Applikationen.

grün, 75 ml

094 990 | 1 Dose | € 9,40
€ 7,99

rot, 75 ml

094 991 | 1 Dose | € 9,40
€ 7,99

ab 10 Dosen
einer Farbe | je Dose | € 8,90
€ 7,49



ab **7,49**

-20%

M+W select OCCLUSIONSSPRAY PLUS

Punktgenaue Dosierbarkeit durch Metall-Präzisionsprühröhr und Spezialventil. Der Pigmentfilm lässt sich schichtweise aufbauen und zeichnet ab 7–10 µm. Sehr feinkörnig. Lässt sich leicht wieder mit Wasser entfernen. Ein Occlusionsspray der Extraklasse mit ozonunschädlichem Treibgas. Farbe grün.

75 ml Dose + Metallsprühröhr

000 951 | 1 Dose | € 13,20
€ 11,90

ab 5 Dosen | je Dose | € 12,20
€ 10,90

-17%

ab **10,90**

Wieder lieferbar
mit Präzisionsröhrchen!



M+W select OCCLUSIONS-SPRAY

FCKW-frei, mit ozonunschädlichem Treibmittel. Besonders feiner, farbsterker Film. Wachsfrei, ohne Lösungsmittel. Auch trockene Modelle werden wieder sauber. Toxikologisch absolut unbedenklich. Ausreichend für ca. 600 Applikationen.

Farbe 75 ml

grün 000 990

rot 000 991

je Dose € 9,40
€ 7,99

ab 10 Dosen einer
Farbe, je Dose € 8,90
€ 7,49

-20%

ab **7,49**

NEU

VERBESSERTE REZEPTUR



M+W select DENTA-O-RESIN

Autopolymerisat zur Herstellung von kieferorthopädischen Geräten. Das Material ist universell für die Sprüh-, Streu- und Anteigtechnik einsetzbar. Die optimal abgestimmte Pulver-/Flüssigkeits-Kombination gewährleistet eine unkomplizierte Anwendung.

Pulver, 500 g

500 980 | 1 Pckg. | € 46,90
€ 42,20

Flüssigkeit, 500 ml

500 982 | 1 Fl. | € 27,90
€ 25,20



ab **25,20**

-10%



PREMIUM FLEX

Universell einsetzbare premium Schleifscheiben zur Bearbeitung von Kompositen, Metallen sowie weiteren Kunststoffen und sogar Keramiken. Das verwendete Schleifmaterial verfügt über eine geschlossene Streuung, was die Standzeit um ein Vielfaches erhöht. Definierte Körnung nach my (fein 40my, mittel 60my, grob 100my).

- Hochwertiges Film Nylon-Trägermaterial
- Al_2O_3 beschichtet, einseitig
- Snap-On-Mandrell
- Moshärte 5,5
- Ø 22 mm (7/8)

10,³⁰

-10%

25 Stck.:

fein

074 822 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 10,30

mittel

074 823 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 10,30

grob

074 824 | 1 Pckg. | € 11,50
€ 10,30

mittel

grob

fein



SCHLEIFBOX

Kleine Schleifbox aus Kunststoff. Besonders gut geeignet für kleinere Arbeiten (Ausarbeiten von Provisorien, Entfernen von Druckstellen an Prothesen u.a.), bei denen keine Absaugung erforderlich ist. Einfaches Entleeren durch Entfernen des Bodens. Maße (L x B): 290 x 205 mm, H 115 mm vorne, 175 mm hinten.

97,⁸⁰

-15%

098 906 | 1 Stck. | € 115,00
€ 97,80



SUPERFLEX NR. 355

Superdünne Diamantscheibe, Stärke 0,25 mm, Standardkörnung 100 µm. Doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.

ab 12,⁸⁰

-10%

Ø 19 mm (355/190)

300 962 | 1 Stck. | € 14,20
€ 12,80

Ø 22 mm (355/220)

300 963 | 1 Stck. | € 15,20
€ 13,70

Ø 19 mm (355/190)

Ø 22 mm (355/220)



SUPERFLEX NR. 705

Schräg gezahnte, superflexible Diamant-scheibe. Stärke 0,15 mm, doppelseitig belegt mit Körnung 50 µm, montiert für Handstück.

ab 18,²⁰

-10%

Ø 19 mm (705/190)

300 965 | 1 Stck. | € 20,20
€ 18,20

Ø 22 mm (705/220)

300 966 | 1 Stck. | € 21,20
€ 19,10

Ø 19 mm (705/190)

Ø 22 mm (705/220)



SUPERFLEX NR. 350

Gelochte Scheibe, Stärke 0,25 mm, Standardkörnung 100 µm. Doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.

ab 18,²⁰

-10%

Ø 19 mm (350/190)

300 960 | 1 Stck. | € 20,20
€ 18,20

Ø 22 mm (350/220)

300 961 | 1 Stck. | € 21,20
€ 19,10

Ø 19 mm (350/190)

Ø 22 mm (350/220)



SUPERFLEX NR. 605

Geschlitzte Scheibe, bringt zusätzlichen Kühleffekt. Stärke 0,25 mm, Standardkörnung 100 µm, doppelseitig beschichtet, montiert für Handstück.

Ø 22 mm (605/220)

300 964 | 1 Stck. | € 17,90
€ 16,10

-10%

16,¹⁰





TECHNIKZANGEN

ab 25,³⁰

-15%

1a-Qualität, rostfrei. Die Instrumente aus deutscher Fertigung erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Sie werden unter Einsatz modernster Spezialmaschinen aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Die matte und wasserpolierte Oberfläche machen sie außerdem sehr widerstandsfähig.



Universal
Kramponzange

16 cm

181 956

€ 36,80

€ 31,30



Waldsachs-
zange

15 cm

181 957

€ 43,80

€ 37,20



Hohlkehl-
zange

13 cm

181 958

€ 29,80

€ 25,30



Rundzange

14 cm

181 959

€ 39,80

€ 33,80



Flachzange
glatt

13,5 cm

181 960

€ 29,80

€ 25,30



Flachzange
gerieft

13,5 cm

181 961

€ 29,80

€ 25,30



Aderer klein

11 cm

181 962

€ 32,80

€ 27,80



Aderer gross

12,5 cm

181 963

€ 34,80

€ 29,60



Angezange

12,5 cm

181 964

€ 39,80

€ 33,80



Bügelbiegezange

12,5 cm

181 965

€ 31,80

€ 26,90



Seitenschneider
mit Hartmetalleinlage

15 cm

181 966

€ 53,80

€ 45,70



TELESKOPZANGE DIAMANTIERT

Nach Böhmi, gute Haftkraft der Innenteleskope durch diamantierte Branchen. Importqualität.

12 cm Länge


298 963 | 1 Stck. | € 69,90

€ 62,90

15 cm Länge

298 961 | 1 Stck. | € 73,90

€ 66,50



ab 62,⁹⁰

-10%



TELESKOPZANGE SPEZIAL

Für jede Krone den besten Halt durch individuelle und auswechselbare Diamanten. Länge 11,6 cm. 2 Diamant-Spitzen mit FG-Schaft (Ø 1,6 mm) sind im Lieferumfang enthalten.

Teleskopzange Spezial

300 985 | 1 Stck. | € 78,80

€ 66,90



66,⁹⁰

-15%



GIPSSCHNEIDEZANGE

Rostfrei, robuste Ausführung.

Länge 20 cm

298 953 | 1 Stck. | € 28,90

€ 25,90

25,⁹⁰

-10%



ZANGENSTÄNDER

Praktischer Ständer aus rostfreiem Edelstahl zur Aufnahme von bis zu 10 Zangen. Mit rutschfesten Silikonfüßen.

Länge 16 cm

300 999 | 1 Stck. | € 32,90

€ 29,60

29,⁶⁰

-10%





CP-PROTECT

NEU

Tiegelschutzversiegelung zum Sprühen. Verlängert die Lebensdauer des Schmelztiegels und reduziert Gussrückstände im Tiegel. Verwendbar für alle Gussiegel und Schmelzverfahren.

100 ml
245 912 | 1 Set | € 33,80
€ 30,40

-10%

30,40



FLOW FIX

NEU

Fließfähige Brennpaste zur Objektfixierung glazierter Keramikarbeiten auf Brenngutträgern und Pins. Durch die cremige Konsistenz lassen sich die Restaurationen leicht mit dem Material verbinden und auch nach dem Brennvorgang rückstandslos entfernen.

10 g
245 913 | 1 Set | € 15,90
€ 14,30

-10%

14,30



BRENNGUT-SET

Wabenbrenngutträger mit vielen Taschen zur Aufnahme von Brennguthaltern. Diese sind aus einer hochtemperaturstabilen, zunderfreien Legierung.

2 achteckigen Brenngutträgern,
2 Halter gewandelt,
je 4 Halter gebogen und gewinkelt
000 911 | 1 Set | € 29,30
€ 24,90

Fächer-Pin, 5 Stck.
000 899 | 1 Pckg. | € 24,20
€ 21,80



BIS ZU
-15%

24,90



MICRO-SCHWABEL PRO

NEU

Gummierte Schwabbel aus reiner Baumwolle. Bis zu 3-facher Standzeit. Fasert und fusselt nicht. Ø 100 x 8 mm.

Soft Zur Hochglanzpolitur von Kunststoff
074 813 | 1 Stck. | € 8,90
€ 7,90

Hard Zur Vorpoltur mit Bimssteinpulver
074 814 | 1 Stck. | € 8,90
€ 7,90



-11%

7,90



VLIES-BÜRSTE

Die offenporige Struktur des Faservlies nimmt mehr Bimsstein oder Polierpaste auf, als herkömmliche Bürsten. Das Vlies nimmt mehr Luft auf und poliert dadurch kühler und kunststoffschonender. Verletzungen der Oberfläche werden vermieden.

Ø 55 cm
074 802 | 1 Stck. | € 4,20
€ 3,60
ab 10 Stck. | je Stck. | € 3,90
€ 3,30

ab 3,30

BIS ZU
-21%



M+W select SCHWABBEL

Faltenschwabbel Nr. 812

074 810 | 1 Stck. | € 7,20

€ 6,50

ab 10 Stck. | je Stck. | € 6,80

€ 6,10

KFO-Faltenschwabbel Nr. 814

074 811 | 1 Stck. | € 6,80

€ 6,10

ab 10 Stck. | je Stck. | € 6,40

€ 5,70

Nesselschwabbel 65

074 826 | 1 Stck. | € 3,80

€ 3,40

ab 10 Stck. | je Stck. | € 3,60

€ 3,20

Nesselschwabbel 100

074 827 | 1 Stck. | € 5,50

€ 4,90

ab 10 Stck. | je Stck. | € 5,30

€ 4,70

Flanellschwabbel 65

074 828 | 1 Stck. | € 3,80

€ 3,40

ab 10 Stck. | je Stck. | € 3,60

€ 3,20

Flanellschwabbel 100

074 829 | 1 Stck. | € 4,40

€ 3,90

ab 10 Stck. | je Stck. | € 4,20

€ 3,70

Faltenschwabbel:
für die Hochglanzpolitur
von Edel- und NE-Metallen,
Ø 85 mm, rosa.

KFO-Faltenschwabbel:
universell einsetzbar,
Ø 100 mm, Nessel weiß.

Nesselschwabbel:
zur Hochglanzpolitur von Kunststoff und Metall.
Kunststoffkern Ø 100 x 8 mm und Ø 65 x 8 mm
mit kleinem Kern für den Gaumenbereich.

Flanellschwabbel:
sehr weich, zur Hochglanzpolitur von Kunststoff.
Kunststoffkern Ø 100 x 8 mm und Ø 65 x 8 mm
mit kleinem Kern für den Gaumenbereich.



ab 3,20

BIS ZU
-16%

M+W select WOLLRUNDBÜRSTE

Zur Hochglanzpolitur
am Poliermotor
Ø 70 mm, 30 mm breit.

Wollrundbürste

010 924 | 1 Stck. | € 13,20

€ 11,20

ab 10 Stck. | je Stck. | € 12,80

€ 10,80

ab 10,80

-18%



M+W select GAUMENPOLIERBÜRSTE

Für Poliermotor. Geeignet zum Auspolieren von Gaumenpartien
oder schwer zugänglichen Stellen.

Borste, Ø 25 mm

074 815 | 1 Stck. | € 11,90

€ 10,70

ab 5 Stck. | je Stck. | € 11,50

€ 10,30

Ziegenhaar, Ø 25 mm

074 816 | 1 Stck. | € 13,90

€ 12,50

ab 5 Stck. | je Stck. | € 13,50

€ 12,10

ab 10,30

-13%



M+W select SILBERDRAHT-BÜRSTEN

Aus Neusilber. Die Bürsten glätten, verdichten und polieren, ohne
abzutragen. Gold- und Stahlarbeiten erhalten einen satten Glanz.

10 Stck.:

unmontiert, Ø 21 mm

045 862 | 1 Pckg. | € 14,80

€ 13,30

montiert für Handstück, Ø 21 mm

045 863 | 1 Pckg. | € 16,80

€ 15,20



ab 13,30

-10%

M+W select TRANSPORTBOXEN

Sehr preiswerte Versand- und Aufbewahrungsboxen für Modelle u.a. Maße (L x B x H): 145 x 105 x 65 mm. Farbe natur.

Transportbox
000 988 | 1 Stck. | € 1,60
| € 1,35
ab 50 Stck. | je Stck. | € 1,40
| € 1,15

ab 1,15

-28%



M+W select TRANSPORTBOXEN **NEU**

Für einen sicheren Transport verschiedenster Dental-Arbeiten bis hin zum Artikulator. Auch zum Aufbewahren für z. B. Modelle geeignet.

Arti-Koffer blau:
(B x H x T) 190 x 190 x 190 mm
100 865 | 1 Stck. | € 12,90
| € 11,00

Modell-Koffer blau:
(B x H x T) 250 x 60 x 150 mm
100 866 | 1 Stck. | € 9,90
| € 8,40

190 x 190 x 190 mm



250 x 60 x 150 mm

-15%

ab 8,40

M+W select LABORARBEITSSCHALEN

Farbe

gelb	399 960
rot	399 961
blau	399 962
grau	399 963
je Stck.	€ 5,90
	€ 5,30
ab 10 Stck.	€ 5,50
einer Farbe, je Stck.	€ 4,90

Praktische Laborarbeitskästen mit Extrafach für kleine Teile. Stapelbar. Maße: B16 x T23 x H7 cm.

ab 4,90

BIS ZU
-17%



M+W select DOPPELKAMMERBEUTEL

Doppelkammerbeutel zum Versenden von Abdrücken, Modellen u.ä. Die praktische Kängurutasche vereinfacht das Mitsenden von Auftragszetteln und Notizen, ohne dass diese durch im Beutel enthaltene Flüssigkeiten beschädigt werden. Die Hauptkammer ist durch einen Grip-Verschluss leicht zu verschließen. Die drei Beschriftungstreifen bieten Platz für Anmerkungen. Maße: 180 x 245 (225) mm.

100 Stck.
045 996 | 1 Stck. | € 15,50
| € 13,20



13,20 -15%

M+W select ORTHO BOX

Farbe	Ortho Box
weiß	198 015
pink	198 016
blau	198 017
rot	198 018
neongelb-grün	198 096
grün	198 097
je Stck.	€ 1,60 € 1,35
ab 10 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 1,50 € 1,25
ab 20 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 1,40 € 1,15

Stoßsichere Plastikbox mit Luftlöchern für KFO-Apparaturen, prothetische Arbeiten u.a. Maße (B x L x H): 80 x 80 x 43 mm. Zusätzlich sind Bänder mit abnehmbarer Schnalle und Sicherheitsverschluss für die Boxen erhältlich.

BIS ZU
-28%
ab **1,15**



M+W select ROCKTABS

Bindemittel für Dentalgipse und phosphatgebundene Einbettmassen im Gipsabscheider. Selbst durch regelmäßige Reinigung von Gipsabscheidern können Ablagerungen im Abflussrohr nicht vermieden werden. Zwischen 15% und 40% der beim Trimmen anfallenden Gipse setzen sich in herkömmlichen Gipsauf-fangbecken nicht ab und führen über kurz oder lang zu Rohrverschlüssen. Eine Tablette pro Woche genügt und klares Wasser fließt ab.

10 Stck. inkl. Einhängerkorb
093 970 | 1 Pckg. | € 26,20
€ 23,60

25 Stck. inkl. Einhängerkorb
093 971 | 1 Pckg. | € 63,80
€ 57,40



-10%
ab **23,60**


M+W select MODELLKÄSTEN

Farbe			
weiß	300 910	grün	300 917
türkis	300 911	orange	300 918
violett	300 912	magenta	300 919
blau	300 913	mint	300 920
gelb	300 914	dunkelgrau	300 921
rot	300 916		
je Stck.	€ 3,40 € 2,90	je Stck.	€ 3,40 € 2,90
ab 20 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 3,20 € 2,70	ab 20 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 3,20 € 2,70
ab 100 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 2,90 € 2,40	ab 100 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 2,90 € 2,40

BIS ZU
-29%
ab **2,40**

M+W Modellkästen mit praktischem Etikettiersystem, ein mühevoll Ablösen alter Etiketten entfällt. Im Lieferumfang ist bereits ein Etikett enthalten. Hergestellt aus 100% recycelfähigem, schlagzähem Polystyrol. Maße (L x B x H): 308 x 85 x 70 mm.

Etiketten, 25 Stck.
300 915
1 Pckg. | € 3,10
€ 2,65



M+W select AUSBLASPISTOLE

Aus Kunststoff, mit Verlängerungsrohr aus Aluminium. Ideal zum Entfernen von Abdrücken vom Modell oder überall dort, wo Druckluft benötigt wird. Mit Aufhängevorrichtung.

Anschluss-Ø 6 mm
099 907 | 1 Stck. | € 21,90
€ 18,60



-15%
18,60

M+W select AUSBLASDÜSE

Zum Trocknen von Modellen, Abdrücken, Küvetten usw.

mit 6 mm Anschlussstülle
169 918 | 1 Stck. | € 18,90
€ 15,90



-16%
15,90

M+W select MAGNETSTÄNDER

Drehbarer Magnetständer mit großem Aufnahmevermögen.
Höhe: 100 mm, Ø 115 mm, Farbe: grau.

000 964 | 1 Stck. | € 39,90
€ 35,90



-10%

35,90

M+W select LABOR-FRÄSERSTÄNDER

Für insgesamt 60 Instrumente mit 2,35 mm Schaft-Ø. Sehr übersichtlich durch Schrägstellung. Ideal für den Arbeitsplatz am Fräsegerät. Aluminium, weiß eloxiert. Größe 220 x 120 mm.

000 963 | 1 Stck. | € 40,80
€ 34,70



34,70

-15%

M+W select WERKZEUGHALTER

Standfester Werkzeughalter aus rostfreiem Edelstahl mit 8 Aussparungen zum Einstecken von z. B. Instrumenten und Pinseln. Die 140 mm lange Schiene, die rechts und links mit Arretierungshilfen begrenzt wird, ermöglicht ein sicheres Aufhängen von Zangen, Scheren und Klemmen. Rückseitige Montagelöcher dienen der optionalen Wandbefestigung.

Maße (H x B x T): 140 x 150 x 75 mm,
Gewicht: 515 g

300 984 | 1 Stck. | € 27,90
€ 25,20



-10%

25,20



M+W select FRÄSERSTÄNDER

NEU

Bietet genügend Platz für die Aufbewahrung von Fräsern, Polierern, Trennscheiben und anderen Werkzeugen mit einem Schaft von 2,35 mm. Durch die magnetische Vorderseite können zudem Fräser mit einem Schaft von 1,6 mm problemlos angehaftet werden. Mit rutschfestem Gummiboden. Maße (H x B x T): 6,4 x 14 x 7,6 cm.

Farbe

weiß	998 808
blau	998 809
je Pckg.	€ 20,90 € 18,80



-10%

18,80



HIGHLIGHTS

Labor gültig bis zum 10.07.2023



POLY RESIN **NEU**

Seite 75

ab **23,²⁰**



Dentsply
Sirona

Multilayer PMMA

Seite 108

ab **89,⁹⁰**



NEU



NEU

LC-LIQUID

Seite 82

ab **13,³⁰**



VITA

VITA Easyshade LITE

Seite 98

-20%



NEU



SONDERSTAFFEL! 20% SPAREN AB DEM KAUF VON 5 STCK. EINER PREISKLASSE!

VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC/inLab

VITABLOCS® TriLuxe forte sind VITABLOCS® der 2. Generation. Da der Zahnfarbverlauf bereits in die Rohlinge integriert ist, ermöglichen diese die computergestützte Reproduktion des natürlichen Farbspiels. Die Blöcke verfügen über vier Farbtintensitätsschichten.



ab **68,70**

Farbe/Form	TF-12
0M1C	295 001
2M2C	295 002
1M2C	394 944
2M2C	394 945
3M2C	394 946
A1C	394 947
A2C	394 948
A3C	394 949
A3.5C	294 991

Pckg. à 5 Stck. € 85,90

Sonderstaffel:
ab 5 Pckg. € 68,70

Farbe/Form	TF-14
0M1C	295 003
2M2C	295 004
1M2C	489 945
2M2C	489 948
3M2C	489 951
A1C	489 983
A2C	489 984
A3C	489 985
A3.5C	294 992

Pckg. à 5 Stck. € 98,90

Sonderstaffel:
ab 5 Pckg. € 79,20

Farbe/Form	TF-14/14
1M2C	489 946
2M2C	489 949
3M2C	489 952
A1C	294 993
A2C	294 994
A3C	294 995
A3.5C	294 996

Pckg. à 5 Stck. € 112,00

Sonderstaffel:
ab 5 Pckg. € 89,60

VITABLOCS® TriLuxe forte UNIVERSAL **NEU**

Polychrome, zahnfarbene Feldspat-Rohlinge mit integriertem Farbverlauf zur Reproduktion des natürlichen Farbspiels. Ermöglicht es verlässliche Versorgung zu fertigen dank beständigem Material mit guter klinischer Bewährung. Höchstästhetisch dank eines Werkstoffs mit gutem Farb- und Lichtspiel.



ab **68,70**

Farbe/Form	TF-12
1M2C	295 005
2M2C	295 006
3M2C	295 007
A1C	295 008
A2C	295 009
A3C	295 010
A3.5C	295 011

Pckg. à 5 Stck. € 85,90

Sonderstaffel:
ab 5 Pckg. € 68,70

Farbe/Form	TF-14
1M2C	295 012
2M2C	295 013
3M2C	295 014
A1C	295 015
A2C	295 016
A3C	295 017
A3.5C	295 018

Pckg. à 5 Stck. € 98,90

Sonderstaffel:
ab 5 Pckg. € 79,20

Farbe/Form	TF-14/14
1M2C	295 019
2M2C	295 020
3M2C	295 021
A1C	295 022
A2C	295 023
A3C	295 024
A3.5C	295 025

Pckg. à 5 Stck. € 112,00

Sonderstaffel:
ab 5 Pckg. € 89,60

VITABLOCS® for CEREC/inLab Rapid Layer Technology

Die Blockgeometrien der VITABLOCS® Mark II und TriLuxe forte I-/TF40/19 wurden speziell für die CAD/CAM-Verblendung (VITA Rapid Layer Technology) von mehrgliedrigen (ZrO₂) Brückengerüsten entwickelt. Die VITA Rapid Layer Technologie in Verbindung mit dem innovativen Multilayer-Softwaremodul (V3.80) der Firma Sirona ermöglicht die Herstellung von Gerüsten (VITA Zirkoniumdioxid) und Verblendstruktur (VITA Feldspatkeramik) in einem digitalen Herstellungsprozess. Im Vergleich mit der klassischen Schichttechnik bringt das computergestützte Verfahren enorme Zeitvorteile. Gerüst- und Verblendstruktur werden mittels eines Befestigungscomposites einfach und sicher miteinander verbunden. Dieses Verfahren garantiert eine hohe Prozesssicherheit, da Gerüst- und Verblendstruktur genau aufeinander abgestimmt sind.

Farbe/Form	TF-40/19
1M2C	489 968
2M2C	489 969
3M2C	489 970

Pckg. à 2 Stck. € 75,90

Sonderstaffel:
ab 5 Pckg. € 60,70



ab **60,70**

VITA Easyshade® LITE **NEU**

Gerät für die digitale Farbbestimmung am natürlichen Zahn. Es ergänzt das VITA-Easyshade®-Portfolio und zeichnet sich durch seine hohe Präzision sowie seine geringe Komplexität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Technische Daten:
Maße (H x B x T): 105 x 85 x 205 mm
Gewicht: ca. 385 g
Temperaturbereich für Anwendung: 15°C – 40°C
Anwendungsbereich:
Nur für Innenräume freigegeben
Garantie: 2 Jahre

- 1 VITA Easyshade® Lite Handstück (inkl. 2 AA- Batterien LR6)
- 1 VITA Easyshade® Lite Kalibrierladestation

189 936

1 Stck. | € 589,00
€ 469,00*



-20%

469,-*

* dieses Produkt ist nicht rabattfähig

VITA LUMEX® AC

Leuzitverstärktes, glaskeramisches Verblendsystem mit Materialformel für farbtreue, lebendige und verlässliche Ergebnisse. Zur Verblendung aller gängigen vollkeramischen Gerüstmaterialien wie Zirkondioxid, Lithiumdisilikat- und Feldspatkeramik, Titangerüste, sowie zur Herstellung gerüstfreier Rekonstruktionen wie beispielsweise Veneers.

OPAQUE DENTINE

Farbe	12 g	50 g
A1	685 907	685 981
A2	685 908	685 982
A3	685 909	685 983
A3,5	685 910	685 984
A4	685 911	685 985
B1	685 912	685 986
B2	685 913	685 987
B3	685 914	685 988
B4	685 915	685 989
C1	685 916	685 990
C2	685 917	685 991
C3	685 918	685 992
C4	685 919	685 993
D2	685 920	685 994
D3	685 921	685 995
D4	685 922	685 996
1 Pckg.	€ 28,90 € 26,00	€ 97,90 € 88,20

CHROMA INTENSE

Farbe	12 g
ivory	685 957
almond	685 958
hazelnut	685 959
1 Pckg.	€ 31,50 € 28,40

DENTINE

Farbe	12 g	50 g
A1	685 923	686 026
A2	685 924	686 027
A3	685 925	686 028
A3,5	685 926	686 029
A4	685 927	686 030
B1	685 928	686 031
B2	685 929	686 032
B3	685 930	686 033
B4	685 931	686 034
C1	685 932	686 035
C2	685 933	686 036
C3	685 934	686 037
C4	685 935	686 038
D2	685 936	686 039
D3	685 937	686 040
D4	685 938	686 041
1 Pckg.	€ 28,90 € 26,00	€ 97,90 € 88,20

FLUO INTENSE

Farbe	12 g
arctic-white	685 960
cream	685 961
cappuccino	685 962
sand	685 963
sesame	685 964
1 Pckg.	€ 31,50 € 28,40

ENAMEL

Farbe	12 g	50 g
clear	685 947	686 071
light	685 948	686 072
medium	685 949	686 073
intense	685 950	686 074
fog	685 951	686 075
1 Pckg.	€ 28,90 € 26,00	€ 97,90 € 88,20

GINGIVA

Farbe	12 g
pale-papilla	685 939
light-rose	685 940
nectarine	685 941
grapefruit	685 942
rosewood	685 943
purple	685 944
deep-red	685 945
dark-red	685 946
1 Pckg.	€ 28,90 € 26,00

OPAQUE

Farbe	12 g
0	686 134
1	686 135
2	686 136
3	686 137
4	686 138
5	686 139
1 Pckg.	€ 32,50 € 29,30

-10%

Modelling Liquid:

50 ml	1 Fl.	€ 15,20 € 13,70
250 ml	1 Fl.	€ 42,90 € 38,60

DENTINE MODIFIER

Farbe	12 g
cloudy-white	685 952
caramel	685 953
honey	685 954
copper	685 955
brown	685 956
1 Pckg.	€ 31,50 € 28,40

CORRECTIVE

Farbe	12 g
neutral	685 979
desert	685 980
1 Pckg.	€ 31,50 € 28,40

PEARL

Farbe	12 g
shell	685 978
1 Pckg.	€ 31,50 € 28,40

MARGIN

Farbe	12 g
straw-yellow	686 140
corn-yellow	686 141
1 Pckg.	€ 32,50 € 29,30

TRANSLUCENT

Farbe	12 g
smoky-white	685 967
light-blonde	685 968
misty-rose	685 969
sunlight	685 970
sun-intense	685 971
waterdrop	685 972
deep-blue	685 973
foggy-grey	685 974
1 Pckg.	€ 31,50 € 28,40

OPAL TRANSLUCENT

Farbe	12 g
opal-neutral	685 975
opal-sky	685 976
opal-azure	685 977
1 Pckg.	€ 31,50 € 28,40

MAMELON

Farbe	12 g
saffron	685 965
honey-melon	685 966
1 Pckg.	€ 31,50 € 28,40

WEITERE FARBEN FINDEN SIE UNTER WWW.MWDENTAL.DE

ab 26,-

VITA

VITA LUMEX® AC Kits

Leuzitverstärktes, glaskeramisches Verblendsystem mit Materialformel für farbtreue, lebendige und verlässliche Ergebnisse. Zur Verblendung aller gängigen vollkeramischen Gerüstmaterialien wie Zirkondioxid, Lithiumdisilikat- und Feldspatkeramik sowie zur Herstellung gerüstfreier Rekonstruktionen wie beispielsweise Veneers.

Expert Kit:

8 x TRANSLUCENT, 3 x CHROMA INTENSE,
5 x FLUO INTENSE, 5 x DENTINE MODIFIER,
3 x OPAL TRANSLUCENT, 2 x MAMELON,
1 x PEARL, Modellierflüssigkeit,
Glasurmasse + Flüssigkeit

685 902 | 1 Kit | € 835,00
€ 749,00

Cut-Back Kit:

5 x ENAMEL, 8 x TRANSLUCENT,
3 x OPAL TRANSLUCENT,
2 x CORRECTIVE

685 903 | 1 Kit | € 560,00
€ 505,00

Gingiva Kit:

8 x GINGIVA

685 904 | 1 Kit | € 245,00
€ 219,00

ab 219,90



Grandio blocs

Nanokeramischer Hybrid CAD / CAM Block für Inlays, Onlays, Veneers, Kronen und implantatgetragene Kronen. Höchster Füllstoffgehalt (86% Gew.-%). Exzellente physikalische Werte in Biegefestigkeit und Abrasion. Kein Brennen erforderlich. Verarbeitbar mit allen marktüblichen Schleifeinheiten. Beste Polierbarkeit und Reparaturfähigkeit, ideal schleifbar auch bei dünnen Rändern, basierend auf der Nano-Hybrid-Technologie.

-10%

ab **94,90**



Farbe/Größe	Gr. 12	Gr. 14L
A1 LT	075 961	075 973
A2 LT	075 962	075 974
A3 LT	075 963	075 975
A3.5 LT	075 964	075 976
B1 LT	075 965	075 977
C2 LT	075 966	075 978
BL LT	075 967	075 979
A1 HT	075 968	075 980
A2 HT	075 969	075 981
A3 HT	075 970	075 982
A3.5 HT	075 971	075 983
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 105,60 € 94,90	€ 112,90 € 101,90

Grandio disc multicolor

Für besonders ästhetische Restaurationen gibt es Grandio disc multicolor – die Farbenweiterung des nanokeramischen Hybrid-Materials Grandio disc. Die Einfärbung der Rohlinge lässt die Restauration sehr lebendig wirken, was aufgrund der Materialeigenschaften mit nur drei Schichten erreicht wird. Durch die sogenannte Invisible-Layer-Technologie wird der natürliche Farbverlauf des Zahnes von der Schneide bis zum Zahnhals imitiert.

Indikationen: Inlays, Onlays, Veneers, Kronen, Implantatgetragene Kronen.

NEU -10%

Farbe/Größe 15 mm, Ø 98 mm

A1	075 993
A2	075 994
A3	075 995
A3.5	075 996
B1	075 997
C2	075 998
1 Stck.	€ 429,00 € 385,00



385,-

Grandio disc

-10%

Grandio disc ist ein nanokeramisches Hybrid-Material zur Fertigung permanenter Einzelzahnrestaurationen, wie Kronen, Inlays, Onlays und Veneers. Grandio disc enthält 86 Gew.-% anorganische Füllstoffe in einer Polymermatrix. Das Material ist sehr fein fräsbearbeitbar und lässt sich leicht polieren, sodass die Versorgung sowohl optimal passt als auch hohen ästhetischen Ansprüchen entspricht. Ein Brennvorgang ist bei Grandio disc nicht notwendig.

A2 HT 15 mm, Ø 98 mm
075 991 | 1 Pckg. | € 408,00
€ 367,50

A3 HT 15 mm, Ø 98 mm
075 992 | 1 Pckg. | € 408,00
€ 367,50



367,50

VOCO
DIE DENTALISTEN

KFO-Sockelschalen

Sockel mit doppelter Halterung zur Fixierung von Kiefer- und KFO-Modellen.
Maße OK / UK mit Verbinder (B x H x T):
klein 80 x 60 x 60 mm, groß 90 x 70 x 70 mm.
Auslieferung inkl. Verbinder.


klein, 1 Paar
998 803 | 1 Pckg. | € 1,30
€ 1,10

klein, 10 Paar
998 804 | 1 Pckg. | € 10,50
€ 8,90

groß, 1 Paar
998 805 | 1 Pckg. | € 1,50
€ 1,30

Ersatzverbinder
998 807 | 1 Pckg. | € 0,25
€ 0,20

Nicht kompatibel mit Sockelgerät von Hinz.



ab **1,10**

BIS ZU
-15%



Wironit LA

Klassische Modellgusslegierung auf Co-Cr-Basis optimiert für das Laserschweißen – auch in extremen Situationen. Universell einsetzbar für Klammer-Modellguss als auch für die Kombinationsstechnik. Die Bruchdehnung von 9% erlaubt problemloses Aktivieren von Klammern.

-31%

1,1 kg
034 904 | 1 Pckg. | € 284,00
€ 195,00*

* dieses Produkt ist nicht rabattfähig



195,-*

TOP - ANGEBOT



VARSEO XS

NEU -10%

Hochauflösender DLP 3D-Drucker mit überragender Detailgenauigkeit. Geeignet für das Materialspektrum: VarseoSmile Crown plus, VarseoSmile Temp, VarseoWax CAD/Cast, VarseoWax Model. Baugeschwindigkeit unabhängig von der Anzahl der zu produzierenden Elemente. Handliche Bauplatte – Druck von bis zu 20 Kronen oder zwei großspannigen Brücken bis zu sieben Gliedern möglich. Netzverfügbarkeit über W-LAN oder Ethernet Anschluss des Gerätes erlaubt schnellen und unkomplizierten Datenaustausch zum PC. Auswechselbare Harzwanne ermöglicht einfachen Materialwechsel. Kompaktes und ansprechendes Design.

Technische Daten:

Spannung: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Leistung: 100 VA
Maße (B x H x T): 290 x 357 x 427 mm
Gewicht: 11 kg
Bauvolumen (L x B x H): 64 x 40 x 120 mm
Auflösung (X, Y, Z): 50 µm
Baurate: 30 mm/h
Garantie: 1 Jahr

Lieferumfang:

Gerät, Installationskurzanleitung, Edelstahl-Spachtel, Bauplatte, Harzwanne, BEGO CAMcreator Print, Netzkabel, Netzteil, USB-Stick mit Daten, Behälter, Handschuhe, Original-Betriebsanleitung Varseo XS (USB-Stick),
Aktivierung eines Materialschlüssels Ihrer Wahl:
Aktivierung Varseo XS Materialschlüssel VarseoSmile Crown plus,
Aktivierung Varseo XS, Materialschlüssel VarseoSmile Temp,
Aktivierung Varseo XS Materialschlüssel VarseoWax CAD/Cast,
Aktivierung Varseo XS Materialschlüssel VarseoWax Model.

235 020 | 1 Pckg. | € 3.950,00
€ 3.549,00*

* dieses Produkt ist nicht rabattfähig



3.549,-*

AUSLIEFERUNG ERFOLGT DIREKT AB HERSTELLER

PMMA Splint E

NEU -10%

PMMA Fräsrohlinge zur Herstellung von dentalen Aufbiss-schienen mit Thermoformeffekt, wie z. B. Therapeutische Schienen, Reflexschienen, Stabilisierungsschienen, Positionierungsschienen. Hoch präzise Anpassung an die Zahnsituation, spannungsfreier Tragekomfort für den Patienten, selbstadjustierend und extrem bruchstabil, hohe optische Transparenz, gute Langzeitstabilität. Biegefestigkeit: > 20 MPa (23 °C) / < 20 MPa (37 °C), Dichte: ca. 1,1 bis 1,2 g/cm³, Farbe: transparent.

Ø 98,5 x 20 mm
235 017 | 1 Stck. | € 91,00
€ 81,90

Ø 98,5 x 16 mm
235 018 | 1 Stck. | € 86,00
€ 77,40



ab 77,40

Mediloy M-Co

NEU -10%

Fräsblanks aus Kobalt-Chrom mit geringem Werkzeugverschleiß. Freigegeben für Kronen & Brücken, Metallkeramik sowie Implantatprothetik. Biokompatibel und korrosionsbeständig, keine Lunker durch spezielle Wärmebehandlung in der Herstellung. Material besonders gut fräsbearbeitbar und leicht auszufräsen durch geringe Härte von 290 HV10.

Ø 98 x 12 mm
235 030 | 1 Stck. | € 259,00
€ 233,50

Ø 98 x 14 mm
235 031 | 1 Stck. | € 295,00
€ 265,50

Ø 98 x 16 mm
235 032 | 1 Stck. | € 329,00
€ 295,90

Ø 98 x 18 mm
235 033 | 1 Stck. | € 359,00
€ 323,50

Ø 98 x 20 mm
235 034 | 1 Stck. | € 385,00
€ 345,00

Ø 98 x 22 mm
235 034 | 1 Stck. | € 410,00
€ 369,00

Ø 98 x 25 mm
235 034 | 1 Stck. | € 469,00
€ 421,90



ab 233,50

VarseoWax Model

NEU -10%

VarseoWax Model ist geeignet für den 3D-Druck von dentalen Voll- und Teil-Modellen sowie Modellen mit herausnehmbaren Stümpfen. Zudem eignet sich das Material zur Dublierung mit Silikon oder Gel sowie zur Herstellung von Schienen und Alignern etc. mittels Tiefziehtechnik.

gray:

250 g
213 015 | 1 Pckg. | € 73,90
€ 66,50

1 kg
213 016 | 1 Pckg. | € 279,00
€ 249,90



ab 66,50

Fujirock® EP - Premium Line

Die Superhartgipse der Klasse 4 werden für die Herstellung von Meistermodellen verwendet und dienen im Speziellen dazu, präzise Stumpfmodelle herzustellen, die den Anforderungen moderner Dentallabore entsprechen.

Fujirock® EP Premium: Speziell für besonders anspruchsvolle und sensible Techniken entwickelt, wie etwa Implantatarbeiten und komplexe Vollkeramik-Indikationen.



Farbe	4 kg	11 kg
Pastell Yellow	947 960	947 961
Polar White	947 962	–
Inca Brown	947 963	–
Titanium Grey	947 964	–
1 Pckg.	€ 40,00 € 32,00	€ 88,50 € 70,80

11 kg
70,80

Fujirock® EP - Classic Line

Fujirock® EP Classic: Ideal für alle Arten der Prothetik, verbindet höchste Präzision mit hervorragender Kantenhärte und hoher Druckfestigkeit.

Topaz Beige:

5 kg
147 969 | 1 Pckg. | **€ 48,80**
€ 38,90

Golden Brown:

5 kg
147 966 | 1 Pckg. | **€ 43,80**
€ 34,90
12 kg
147 987 | 1 Pckg. | **€ 83,80**
€ 66,90



12 kg
66,90

GC

Fujivest Platinum II

- Speziell entwickelt für hochpräzise Güsse – sowohl für hochgoldhaltige, goldreduzierte als auch palladiumhaltige Legierungen
- Verlängerte Verarbeitungszeit, verbesserte Fließfähigkeit
- Garantiert eine perfekte Passung auch bei implantatgetragenen Suprastrukturen und weitspannigen Brücken
- Extrem glatte Gussoberflächen
- Ermöglicht eine optimale Expansionssteuerung.
- Einfaches Ausbetten spart Zeit und Arb

40 x 150 g (6 kg)
947 916 | 1 Pckg. | **€ 134,00**
900 ml Flüssigkeit
947 917 | 1 Fl. | **€ 28,20**

2 PACKUNGEN FUJIVEST
PLATINUM II PULVER
40 X 150 G KAUFEN,
1X FLÜSSIGKEIT, 900 ML
GRATIS ERHALTEN.

134,-

Graphitfreie, phosphatgebundene
Einbettmasse

Fujivest Premium

- Für Kronen- und Brückenarbeiten
- Geeignet speziell für NEM und alle Dentallegierungen
- Ringlos zu verarbeiten (konventionelles als auch schnelles Aufheizen).
- Breiter Expansionsbereich bis zu 3.5% – auch komplizierte implantatgetragene Suprastrukturen aus NEM sind sicher und verlässlich herstellbar
- Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung

40 x 150 g (6 kg)
147 984 | 1 Pckg. | **€ 115,00**
900 ml Flüssigkeit
147 982 | 1 Fl. | **€ 28,20**

2 PACKUNGEN FUJIVEST
PREMIUM 6 KG
(40 X 150 G) KAUFEN,
1 X FLÜSSIGKEIT, 900 ML
GRATIS ERHALTEN.

115,-

Graphitfreie, phosphatgebundene
Universaleinbettmasse



Fujivest Super

- Für Edelmetall-, Halbedelmetall- und Pd-Basis-Legierungen
- Speziell für komplizierte Implantatsuprastrukturen entwickelt
- Sowohl für konventionelles als auch schnelles Aufheizen geeignet
- Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung

40 x 150 g (6 kg)
698 908 | 1 Pckg. | **€ 142,00**
900 ml Flüssigkeit
698 909 | 1 Fl. | **€ 27,90**

2 PACKUNGEN FUJIVEST
SUPER 40 X 150 G KAUFEN,
1 X FLÜSSIGKEIT, 900 ML
GRATIS ERHALTEN.

142,-

Graphitfreie, phosphatgebundene
Einbettmasse für Präzisionsgüsse



Stellavest

- Für Kronen- und Brückenarbeiten
- Geeignet speziell für NEM und alle Dentallegierungen
- Ringlos zu verarbeiten (konventionelles als auch schnelles Aufheizen).
- Breiter Expansionsbereich bis zu 3% – auch komplizierte implantatgetragene Suprastrukturen aus NEM sind sicher und verlässlich herstellbar
- Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung
- Verarbeitungszeit von bis zu 7 Minuten
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

40 x 150 g (6 kg)
947 911 | 1 Pckg. | **€ 113,00**
900 ml Flüssigkeit
398 952 | 1 Fl. | **€ 26,90**

2 PACKUNGEN STELLAVEST
40 X 150 G PULVER KAUFEN,
1 X FLÜSSIGKEIT, 900 ML
GRATIS ERHALTEN.

113,-

Graphitfreie, phosphatgebundene
Einbettmasse





SIMPLEE® – günstig aber gut.

JETZT DEN DAUERTIEFPREIS NUTZEN!

SIMPLEE® SIMPLE GIPSE

SIMPLE ROCK

Kunststoffveredelter Klasse IV Gips zur Herstellung von Zahnkranz- und Modellguss-Modellen. Thixotrope Konsistenz mit niedriger Expansion.

Farbe	20 kg
goldbraun	700 910
pastellgelb	700 912
1 Karton	€ 58,00

SIMPLE FLOW

Dünnflüssiger Klasse IV Sockelgips. Gute Fließfähigkeit bei niedriger Expansion und glatter Oberfläche. Splitcast und Modellsockel bleiben blasenfrei und passgenau.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 913
grau*	700 914
gelb	700 915
1 Karton	€ 52,00

* solange Vorrat reicht

SIMPLE STONE

Allround Super-Hart-Gips der Klasse IV. Universell einsetzbar zur Herstellung von Kontroll- und Meistermodellen, sowie für die Modellgusstechnik. Thixotropes Fließverhalten und schnell entformbar.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 920
grau*	700 921
blau	700 922
goldbraun	700 923
1 Karton	€ 48,00

* solange Vorrat reicht

SIMPLE ORTHO

Synthetischer Klasse III Hartgips zur Herstellung von KFO-Modellen. Bleibt auch beim manuellen Anrühren blasenfrei. Cremige Konsistenz und glatte Oberfläche. Zusätzlich geeignet für die Erstellung von Reparatur-, Kontroll- und Gegenbiss-Modellen.

Farbe	20 kg
weiß	700 918
blau	700 919
1 Karton	€ 32,00

SIMPLE ART

Synthetischer Klasse III Artikulationsgips (formaldehydfrei). Sehr standfest mit erhöhter Klebekraft. Ein wegsacken des Modells bei der Artikulation bleibt aus.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 917
1 Karton	€ 36,00

ab **32,-**



SIMPLEE® SCAN SPRAY

Klassisches Mattierungs-Scan Spray mit einem feinen aber dichten Pulverfilm von 5 µm für den Laboralltag. Trocknet zügig nach dem Auftragen. Durch die erhöhte Dichte auch gut für das Abdecken von Metallrestaurationen geeignet. TiO2 frei. Farbe: weiß.

200 ml
093 994 | 1 Dose | € 19,90

19,90



SIMPLEE® PROTHESENFINISH

Glanzpray für Prothesen und Kunststoffe. Sorgt für einen gleichmäßigen seidenmatten Glanz mit Minzgeruch. Aus ca. 4 – 5 cm Entfernung aufsprühen und mit einem weichen Tuch leicht polieren.

75 ml
093 996 | 1 Dose | € 6,80

6,80



SIMPLEE® PINSELEINSÄTZE

100 Stck.:

fein, transparenter Schaft

300 100 | 1 Pckg. | € 3,65

medium, roter Schaft

300 101 | 1 Pckg. | € 3,65

groß, transparenter Schaft

156 103 | 1 Pckg. | € 3,65

ab 10 Pckgn.
einer Größe | je Pckg. | € 2,90

Halter für Simplee Micro Tips/Pinsel

156 101 | 1 Pckg. | € 0,99



ab **0,99**


Dosierautomat DA 2020

Automatisches Dosier- und Mischgerät für dünnfließende, additionsvernetzende 1:1 Dubliersilikone. Über Einwegmischkanülen ist die kontinuierliche Entnahme des fertig gemischten Dubliersilikons möglich. Dank Fördermengenregulierung können Silikone von unterschiedlicher Viskosität homogen eingestellt werden.

Technische Daten:

Maße (H x B x T): 320 x 225 x 405 mm
Leistung: 280 W
Gewicht: 17 kg
Garantie: 2 Jahre

Dosierautomat DA 2020,
10 Mischkanülen inkl. Anschlussset für
2 x 1 kg Flaschen und 2 x 6 kg Kanister
235 020 | 1 Pckg. | ~~€ 2.190,00~~
€ 1.865,00



-15%

1.865,-



AQUA-Drucktopf

Der AQUA-Drucktopf eignet sich für ein homogenes und blasenfreies Auspolymerisieren von Autopolymerisaten. Das große Fassungsvermögen des 7 l Drucktopfes ermöglicht die Aufnahme marktüblicher Artikulatoren, Küvetten und Unterfütterungsgeräte. Dadurch können z.B. Aufbisschienen und KFO-Geräte direkt auf den einartikulierten Modellen gefertigt werden. Die Betriebstemperatur beträgt maximal 55 °C. Komplett mit Sperrventil, Einfüllventil, Manometer, Sicherheitsventil und Füllschlauch. Der AQUA-Drucktopf ist für Induktion geeignet.

Technische Daten:	4,5 l	7 l
Innenhöhe:	110 mm	210 mm
Innendurchmesser:	220 mm	220 mm
Betriebsdruck:	max. 2 bar	max. 2 bar
Betriebstemperatur:	max. 55 °C	max. 55 °C
Gewicht:	2,4 kg	3,2 kg
Garantie:	1 Jahr	1 Jahr

Drucktopf, 4,5 l

062 941 | 1 Stck. | ~~€ 315,00~~
€ 269,00

Drucktopf, 7 l

062 942 | 1 Stck. | ~~€ 425,00~~
€ 360,00

-15%



ab 269,-

al dente
dentalprodukte

VACURET DIGIT

NEU

Das VACURET DIGIT rührt zuverlässig verschiedenste Gipse, Einbettmassen, Silikone oder Alginate an. Die entsprechenden Parameter sind leicht mit dem intuitiven Dreh-Drück-Regler programmierbar. Vor- und Hauptrühren mit unterschiedlichen Drehzahlen und Zeiten ermöglicht die genaue Anpassung an die Herstellervorgaben der verschiedenen Materialien. 4 anpassbare Standard- sowie 24 Individualprogramme können einfach und schnell jederzeit abgeändert werden. Das Doppel-Filterssystem schützt die Vakuumpumpe vor Verschmutzung und Gips. Der wartungs- und kohlebürstenfreie Dauerlauf-Motor lässt längere Rührzeiten zu und sichert zusammen mit einer hochwertigen Vakuumpumpe die lange Lebensdauer des Gerätes. Das Edelstahl-Gehäuse schützt die Technik vor Verschmutzung und ist leicht zu säubern und zu desinfizieren. Die Rührwerke aus Edelstahl mit massivem Metalldeckel sind für die jahrelange Nutzung im Dentallabor ausgelegt. Das Gerät wird als Wandmontage und mit einem 400 ml Rührbecher ausgeliefert.

Technische Daten:

Netzanschluss: 230 V / 50-60 Hz
Aufnahmeleistung: 600 W
Maße (H x B x T): 290 x 155 x 285 mm
Maße inkl. Ständer (H x B x T): 710 x 220 x 360 mm
Vakuum: max. 98%
Gewicht: 8 kg / 15 kg inkl. Ständer
Drehzahl: variabel 200-600 U/min.

164 906 | 1 Stck. | € 1.980,00
€ 1.685,00*

* dieses Produkt ist nicht rabattfähig

1.685,-*



-15%



VACURET-Anrührgeräte

NEU

VACURET CLASSIC:

Vakuum-Rührgerät mit hochwertiger integrierter Vakuumpumpe, elektronischer Timer und leistungsstarker Motor mit einstellbarer Drehzahl, Sofort-Start-Funktion der Vakuumpumpe, wenn der mit Metalldeckel ausgestattete Rührbecher unter das Gerät gehalten wird. Hochwertiges Edelstahl-Gehäuse inkl. 400 ml Rührbecher mit Metalldeckel.

VACURET EASY:

Vakuum-Rührgerät mit hochwertiger integrierter Vakuumpumpe, manueller Timer und leistungsstarker Motor mit fester Drehzahl, Sofort-Start-Funktion der Vakuumpumpe, wenn der mit Metalldeckel ausgestattete Rührbecher unter das Gerät gehalten wird. Hochwertiges Edelstahl-Gehäuse inkl. 400 ml Rührbecher mit Metalldeckel.

VACURET EASY INJECT:

Preiswertes Einstelger-Vakuum-Anrührgerät mit hervorragender Qualität und langlebiger und zuverlässiger Technik. Zum Anschluss an den Praxis- oder Labor-Kompressor zur Vakuum-Erzeugung vorgesehen. Sofortiger Vakuum-Start beim Unterhalten des Bechers. Mit einem leistungsstarken Rühr-Motor ausgestattet. Der Motor mit fester Drehzahl wird einfach mit dem manuellen Timer gestartet. Hochwertiges Edelstahl-Gehäuse inkl. 400 ml Rührbecher mit Metalldeckel.

VACURET CLASSIC

164 912 | 1 Stck. | € 1.690,00
€ 1.435,00*

VACURET EASY

164 913 | 1 Stck. | € 1.390,00
€ 1.179,00*

VACURET EASY INJECT

164 914 | 1 Stck. | € 1.090,00
€ 925,00*

* dieses Produkt ist nicht rabattfähig



VACURET CLASSIC



VACURET EASY/
VACURET EASY INJECT

-15%

ab 925,-*

S-U CERAMO Wachse

Die absolut hochreinen Rohstoffe bestehen ausschließlich aus organischen Bestandteilen. Ein spezielles Verfahren sorgt für Feinstfiltrierung der verwendeten Rohstoffe. Bio-organische Stoffe geben den Wachsen ihre Farbe. Die schnelle Erkennung von Sekundärverunreinigungen ermöglicht ein absolut sauberes Arbeiten.

S-U-CERAMO-Ground-Wax: Farbe: apricot, Erstarrungspunkt: 61 °C, Unterzieh- und Cervikalwachs, kontraktionsarm, elastisch, formstabil
S-U-CERAMO-Carving-Wax: Farbe: eisblau, Erstarrungspunkt: 64 °C, Modellierwachs, kontraktionsarm, sehr gute Schabeigenschaften

S-U-CERAMO-Ground-Wax, Kegel 45 g
269 915 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,60

S-U-CERAMO-Carving-Wax, Kegel 45 g
269 917 | 1 Pckg. | € 21,90
€ 18,60

-15%



18,⁶⁰



SCHULER
DENTAL

Molloplast B

-10%

Dauerhaft weichbleibendes Unterfütterungsmaterial. Einkomponenten-Silikon, Heißpolymerisat, mikrowellengeeignet mit breitem Indikations-spektrum (u.a. für Obturatoren, Boxerschutz etc.). Sichere Haftung auf neuer und vorhandener Prothesenbasis. Optimale Konsistenz, mit Plaque-Inhibitor, resistent gegen Einflüsse des Mundmilieus. Die Produkteigenschaften sind klinisch erprobt und wissenschaftlich dokumentiert. Der Primo Haftvermittler gewährleistet zuverlässige Haftung zwischen Molloplast B und dem polymerisierten oder frisch gepressten Acrylat. Besonders auch bei mehrfach erfolgten Reparaturen, Erweiterungen und Unterfütterungen von Acrylaten.

Normalpackung:

45 g Dose
030 901 | 1 Pckg. | € 72,00
€ 64,80

Großpackung:

170 g Dose
030 909 | 1 Pckg. | € 205,00
€ 185,00

Kombipackung:

45 g Dose, 15 ml Primo Haftvermittler
030 916 | 1 Pckg. | € 82,90
€ 74,60



ab 64,⁸⁰

DETAX
HIGHER MEDICAL MATERIALS

Suprastone

Ultharther Natur-Modellgips für Stumpf- und Arbeitsmodelle, Typ IV.

Farbe	Eimer, 6 kg	Karton, 25 kg
gelb	036 918	036 919
hellgrün	036 916	036 917
1 Pckg.	€ 50,80 € 45,70	€ 111,50 € 99,90

-10%



ab 45,⁷⁰

KerrTM

Snow White

-10%

Schnellhärtender Abdruckgips mit geringer Expansion zum Einartikulieren von Modellen und für Arbeitsmodelle in der Kieferorthopädie. Farbe: weiß.

4 kg	18 kg
036 933 1 Eimer	036 934 1 Karton
€ 29,80 € 26,80	€ 75,80 € 68,20



ab 26,⁸⁰

Bisswälle mit Aroma

Lieferbar in 3 Härtegraden und 4 verschiedenen Farben und Aromen. Laut Untersuchungen werden Bisswäxse mit zugesetzten Aromastoffen vom Patienten weniger als Fremdkörper empfunden, d.h. der Patient beißt sichere und entspannter zu.

Farbe	96 Stck.
gelb, weich (Zitrone)	060 911
grün, mittel (Apfel)	060 912
orange, mittel (Orange)	060 913
rot, hart (Erdbeere)	060 914
je Pckg.	€ 36,20 € 30,80

-15%



30,⁸⁰



Die Bloc

Lichthärtendes Ausblockmaterial, für alle Spacer geeignet, gezielt und dosiert aufzutragen durch flüssige Konsistenz. Zum Ausblocken jeglicher Kavitäten, gebrauchsfertig in Einkomponentenspritze, thermostabil beim Tauchen und Tiefziehen, ohne Dispersionsschicht. Eignet sich als Platzhalter für Bleachingsschienen, egalisiert poröse Unebenheiten.

Liquid, 2 ml	
160 902	1 Pckg. € 16,50 € 13,20
Paste, 3 g	
160 903	1 Pckg. € 21,90 € 17,50

-20%



ab 13,²⁰



Yeti-Lube

Gips-gegen-Wachs-Isolierung, alkohol- und lösungsmittelfrei, auf Yeti-Wachse und -Lacke abgestimmt. Dadurch werden weder das Tauchwachs noch der Stumpflack angegriffen. Yeti-Lube ist wasserlöslich und reaktionsfrei mit Einbettmassen.

Pinselflasche, 18 ml	
061 009	1 Fl. € 10,20 € 8,20
Nachfüllflasche, 250 ml	
060 978	1 Fl. € 73,90 € 59,20

-20%



ab 8,²⁰

SONDERSTAFFEL! 10% SPAREN AB DEM KAUF VON 5 PCKGN. EINER PREISKLASSE

Multilayer PMMA

Validiertes Dual-Use-Material für provisorische Kronen und Brücken sowie für hochwertige Prothesenzähne. Ermöglicht effizientes Fräsen und einfaches Polieren von Zahnbögen oder Segmenten für komplexe Fälle. Dank der breiten Palette an PMMA-Farben ist ein Färben von Hand oder eine individuelle Anpassung nach dem Fräsen nicht notwendig. Das Material besteht aus 13 Farbschichten, die nahtlos ineinander übergehen und sorgt dabei für natürliche Fluoreszenz.

Farbe	Ø 98 x 12 mm	Ø 98 x 16 mm	Ø 98 x 20 mm
A1	812 850	812 867	812 884
A2	812 851	812 868	812 885
A3	812 852	812 869	812 886
A3,5	812 853	812 870	812 887
A4	812 854	812 871	812 888
B1	812 855	812 872	812 889
B2	812 856	812 873	812 890
B3	812 857	812 874	812 891
B4	812 858	812 875	812 892
C1	812 859	812 876	812 893
C2	812 860	812 877	812 894
C3	812 861	812 878	812 895
C4	812 862	812 879	812 896
D2	812 863	812 880	812 897
D3	812 864	812 881	812 898
D4	812 865	812 882	812 899
HW2	812 866	812 883	812 900
1 Pckg.	€ 99,90	€ 99,90	€ 99,90
Sonderstaffel: ab 5 Pckgn. einer Sorte	€ 89,90	€ 89,90	€ 89,90

ab **89,90**



Dentsply Sirona

SONDERSTAFFEL! 10% SPAREN AB DEM KAUF VON 10 PCKGN. EINER PREISKLASSE

Cercon ht ML

Das Material bietet Festigkeit & Sicherheit von der Einzelkrone bis hin zur 14-gliedrigen Brücke. Basierend auf der hohen Biegefestigkeit (1200 MPa im Dentinbereich bis zu 750 MPa in der Schneide) und langjähriger, dokumentierter Erfahrung. Es wird eine Farbsicherheit für alle 16 VITA Farben und BL2 gewährleistet. Vier integrierte Farbschichten führen nach dem Sintern zu einem Dentin-Schneideverlauf wie bei einem natürlichen Zahn. Ohne notwendige Verblendung. Darüber hinaus ist das Material leicht zu nesten. Es bietet identische Fräs- und Sinterprotokolle wie bei allen anderen Cercon-Zirkonoxidprodukten.



ab **244,90**

Ø 98 mm Stärke 25 mm

A1	912 986
A2	912 987
A3	912 988
A3,5	912 989
A4	912 990
B1	912 991
B2	912 992
B3	912 993
B4	912 994
C1	912 995
C2	912 996
C3	912 997
C4	912 998
D2	912 999
D3	912 898
D4	912 899
BL2	912 900
1 Stck.	€ 272,00
Sonderstaffel: ab 10 Pckgn. einer Sorte	€ 244,90

-10%



IPS e.max CAD -10%

IPS e.max CAD ist eine Lithiumdisilikat-Glaskeramik für die CAD/CAM Technologie. Mit diesen Blöcken werden hochfeste und ästhetische Front- und Seitenzahnkronen im Cerec/inLab System hergestellt, die konventionell zementiert werden können. Es können auch Veneers und Implantatsuprastrukturen gefertigt werden. Die Glaskeramik wird in einer kristallinen Zwischenstufe verarbeitet, in der das Material seine charakteristische und auffallende „bläuliche“ Farbe zeigt. In dieser Phase lassen sich manuelle Adaptionen und auch ein Cut-Back schnell und effizient durchführen und die Passung kontrollieren. Anschließend folgt ein einfacher und schneller Kristallisationsprozess bei 850 °C z. B. im Programmat CS/CS2/CS3, P300/310, P500/510, P700, P710, EP 3000/3010 oder EP 5000/5010, bei dem IPS e.max CAD seine endgültige Festigkeit von 360 MPa und die gewünschten ästhetischen Eigenschaften wie Zahnfarbe, Transluzenz und Helligkeit erhält. Nachfolgend können die Kronen mit IPS e.max Ceram bemalt oder verblendet werden.



Crystallization Tray:

Tray, je 3 Pins S, M und L

352 956 | 1 Pckg. | € 149,00
€ 133,90

Crystallization Pins:

je 6 Pins S, M und L

352 957 | 1 Pckg. | € 93,50
€ 84,20

Veneering Solutions

Farbe/Form	B40L
HT A1	352 901
HT A2	352 902
HT A3	352 903
HT A3,5	352 904
HT B1	352 905
HT B2	352 906
HT C1	352 907
HT C2	352 908
HT D2	352 909
1 Pckg. à 3 Stck.	€ 315,00 € 283,50

Abutment Solutions

Farbe/Form	A16S	A16L
LT A1	352 920	352 929
LT A2	352 921	352 930
LT A3	352 922	352 931
LT A3,5	352 923	352 932
LT B1	352 924	352 933
LT B2	352 925	352 934
LT C1	352 926	352 935
LT C2	352 927	352 936
LT D2	352 928	352 937
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 339,00 € 305,50	€ 339,00 € 305,50

Monolithic Solutions

Farbe/Form	C16	B32
LT A1	352 938	352 947
LT A2	352 939	352 948
LT A3	352 940	352 949
LT A3,5	352 941	352 950
LT B1	352 942	352 951
LT B2	352 943	352 952
LT C1	352 944	352 953
LT C2	352 945	352 954
LT D2	352 946	352 955
1 Pckg. à 3 Stck.	-	€ 299,00 € 268,90
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 228,00 € 204,90	-

Monolithic Solutions

Farbe/Form	C14
MO 0	541 960
MO 1	541 961
MO 2	541 962
MO 3	541 963
MO 4	541 964
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 168,00 € 150,90

Monolithic Solutions

Farbe/Form	C14
A1 MT	352 976
A2 MT	352 977
A3 MT	352 978
B1 MT	352 979
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 168,00 € 150,90

Veneering Solutions

Farbe/Form	C14
O 1	152 901
O 2	152 902
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 184,00 € 165,50

Abutment Solutions

Farbe/Form	A14S	A14L
LT A1	352 958	352 967
LT A2	352 959	352 968
LT A3	352 960	352 969
LT A3,5	352 961	352 970
LT B1	352 962	352 971
LT B2	352 963	352 972
LT C1	352 964	352 973
LT C2	352 965	352 974
LT D2	352 966	352 975
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 285,00 € 256,50	€ 285,00 € 256,50

Abutment Solutions

Farbe/Form	A14S	A14L
MO 0	352 910	352 915
MO 1	352 911	352 916
MO 2	352 912	352 917
MO 3	352 913	352 918
MO 4	352 914	352 919
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 285,00 € 256,50	€ 285,00 € 256,50

Monolithic Solutions

Farbe/Form	I12	C14
HT A1	052 936	052 952
HT A2	052 937	052 953
HT A3	052 938	052 954
HT A3,5	052 939	052 955
HT A4	052 940	052 956
HT B1	052 941	052 957
HT B2	052 942	052 958
HT B3	052 943	052 959
HT B4	052 944	052 960
HT C1	052 945	052 961
HT C2	052 946	052 962
HT C3	052 947	052 963
HT C4	052 948	052 964
HT D2	052 949	052 965
HT D3	052 950	052 966
HT D4	052 951	052 967
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 168,00 € 150,90	€ 168,00 € 150,90

Monolithic Solutions

Farbe/Form	I12	C14
LT A1	541 975	541 984
LT A2	541 976	541 985
LT A3	541 977	541 986
LT A3,5	541 978	541 987
LT A4	052 922	052 929
LT B1	541 979	541 988
LT B2	541 980	541 989
LT B3	541 981	541 990
LT B4	052 923	052 930
LT C1	052 924	052 931
LT C2	541 982	541 991
LT C3	052 925	052 932
LT C4	052 926	052 933
LT D2	052 927	052 934
LT D3	541 983	541 992
LT D4	052 928	052 935
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 168,00 € 150,90	€ 168,00 € 150,90

ab 150,90

ivoclar

Moldano

Bewährter Modellhartgips der Typklasse III.

blau, 4,5 kg
009 912 | 1 Beutel | € 13,20
€ 11,90

blau, 25 kg
009 913 | 1 Karton | € 49,90
€ 44,90

-10%



ab **11,90**

Signum connector

Lichthärtender Haftvermittler zwischen Heiß- und Kaltpolymerisaten und lichthärtenden Verblendmaterialien.

5 ml
442 907 | 1 Pckg. | € 109,80
€ 98,80

-10%



98,80

Signum mit Signum Matrix

Mit der Kombination aus Signum und Signum Matrix können Sie erstmals mit verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten spielen. Flüssige und pastöse Verblendwerkstoffe lassen sich frei kombinieren. Dadurch erreichen Sie umfangreiche Farbgestaltungsmöglichkeiten und eine hohe Effizienz im Labor. Signum Matrix ist ein einzigartiges niedrigviskoses Nano-Hybrid-Komposit, das neben höchster Abrasionsbeständigkeit auch hervorragende Leistungen in Opaleszenz, Fluoreszenz und Transparenz, durch einen Prismen-Effekt, erzielt. Signum Matrix findet dort seinen Einsatzbereich, wo eine feine, ästhetische und grazile Modellierung notwendig ist (z. B. im Schneidebereich). Signum-Pasten sind für den schnellen, großflächigen Einsatz im Hals- und Dentinbereich. Erstmals findet man in diesem Verblendsystem einen fluoreszierenden lichthärtenden Pastenopaker, damit werden noch natürlichere Farbeindrücke geschaffen.

-10%



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Signum opaque F

Farbe	3 g	Farbe	3 g
A1	642 973	C1	642 982
A2	642 974	C2	642 983
A3	642 975	C3	642 984
A3,5	642 976	C4	642 985
A4	642 977	D2	642 986
B1	642 978	D3	642 987
B2	642 979	D4	642 988
B3	642 980	OP (rosa)	642 989
B4	642 981	1 Pckg.	€ 29,50 € 26,50
1 Pckg.	€ 29,50 € 26,50		

26,50



Signum universal bond

Signum universal bond ist ein 2-Komponenten Universal-Haftvermittler für die Kronen-, Brücken- und Modellguss-technik. Das Bonding-System gewährleistet einen sicheren Haftverbund zwischen Verblendkompositen bzw. (meth-)acrylat-basierten Kunststoffen und Gerüstoberflächen aus Metall, Zirkondioxid sowie Hochleistungspolymeren (z. B. PEEK).

NEU

ab **77,30**

Set:
je 4 ml bond I, II
542 907 | 1 Set | € 195,00
€ 175,00

Signum universal bond I, 4 ml
542 908 | 1 Set | € 139,00
€ 125,00

Signum universal bond I, 4 ml
542 909 | 1 Set | € 85,90
€ 77,30



-10%



Paladur

Kaltpolymerisat zur Wiederherstellung der Funktion einer Prothese wie Erweitern, Wiederbefestigen von Zähnen, partielle und totale Unterfütterung.

Farbe	100 g	500 g	1 kg	Flüssigkeit, 80 ml
klar	142 901	142 902	142 903	042 906
rosa	042 901	042 902	042 903	1 Fl. € 25,80 € 23,20
1 Pckg.	€ 25,80 € 23,20	€ 76,80 € 69,20	€ 85,80 € 77,20	Flüssigkeit, 500 ml
				042 907
				1 Fl. € 48,90 € 43,90

ab **23,20**



Sekundenkleber Nr. 1733 Typ 2000

Kraftvoller, schnell abbindender Universal-
kleber für Gips, Metall, Kunststoff und Keramik.
Speziell zum Kleben von trockenem Gips
(mehr als 1 – 2 Tage alt). Viskosität ca. 18 MPa.

6 Flaschen à 5 g

061 935 | 1 Pckg. | € 23,90
€ 21,50



21,50

Scanspray extra fine

Das Scanspray extra fine lässt sich durch die mikrofeine,
homogene Struktur sehr dünn aufbringen. Es bietet eine
verbesserte Haftung insbesondere auf polierten Keramiken/
Metallen sowie spiegelnden Oberflächen.

200 ml

061 983 | 1 Fl. | € 58,90
€ 52,90



52,90

Renfert

Bison-Polierbürstchen

Montierte Hochglanz-Polierbürstchen. Polieren kräftig
und schnell. Besonders wirkungsvoll bei der Politur von
Kauflächen und Kronenaußenflächen. Geschmeidige
Haarmischung, dichter Borstenbesatz.



Ø 18 mm, 25 Stck.

161 904 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 35,90



35,90

Ceramage

-10%

Ceramage ist ein Mikro-Hybrid Kompositssystem für den Front- und Seiten-
zahnbereich. Mit einem keramischen Füllstoffgehalt von mehr als 70 Gew. %
vereint es die Vorteile von Keramik und Komposit. Die homogene Dichte, das Chroma und die optischen Eigenschaften
der vielseitigen opalisierenden Inzisal- und Transluzenzmassen machen Ceramage zu einem multifunktionalen Werkstoff
für die anspruchsvolle Prothetik. Gerade bei der Herstellung hochwertiger metallfreier Kronen, Inlays/Onlays und Veneers,
sowie metallunterstützten, implantatgetragenen- oder teleskopierenden Versorgungen zeigt Ceramage seine Stärken.

Dentin

Farbe	4,6 g	Farbe	4,6 g	Farbe	4,6 g
A1	070 975	B1	070 880	C1	070 984
A2	070 976	B2	070 981	C2	070 985
A3	070 977	B3	070 982	C3	070 986
A3,5	070 978	B4	070 983	C4	070 987
A4	070 979	1 Pckg.	€ 35,50 € 31,90	D2	070 988
1 Pckg.	€ 35,50 € 31,90			D3	070 989
				D4	070 990
				1 Pckg.	€ 35,50 € 31,90



31,90

SHOFU

CeramageUP

-10%

Die CeramageUP ist ein lichthärtendes, fließfähiges Mikro-Hybrid-
Komposit für die freie Schicht-technik. Die Massen sind frei aus dem
Dispenser schichtbar und vereinen alle positiven Eigenschaften von Komposit und Keramik, somit werden die Massen
sehr stabil, hochelastisch und ästhetisch. Die Inzisal und Transluzenzmassen haben bei allen Lichtverhältnissen eine gute
Opaleszenz. Durch die keramische Struktur sind Abrasions-, Biegefestigkeit und Farbstabilität gewährleistet. Die Massen
sind gut fließfähig, standfest und polierbar. Für uneingeschränkte Individualisierungen können die verschiedenen Farben
untereinander gemischt werden.

Dentin

Farbe	5 g	Farbe	5 g	Farbe	5 g
A1B	173 908	B3B	173 916	D3B	173 923
A2B	173 909	B4B	173 917	D4B	173 924
A3B	173 910	C1B	173 918	rootAB	173 913
A3,5B	173 911	C2B	173 919	W0B	173 904
A4B	173 912	C3B	173 920	W1B	173 905
B1B	173 914	C4B	173 921	W2B	173 906
B2B	173 915	D2B	173 922	W3B	173 907
1 Pckg.	€ 41,90 € 37,70	1 Pckg.	€ 41,90 € 37,70	1 Pckg.	€ 41,90 € 37,70

37,70



WEITERE FARBEN FINDEN SIE UNTER WWW.MWDENTAL.DE

Waxlectric I

Mit diesen elektrischen Wachsmessern ist ein komfortables und präzises Arbeiten sowie ein spannungsfreies Wachsmodellieren durch die exakt einstellbare und gleichmäßig verteilte Temperatur an der Instrumentenspitze möglich. Die gradgenaue Temperatur (von 50 °C bis 200 °C) ist schnell und bequem einzugeben und über die 3-stellige LED-Anzeige abzulesen. Die Temperatureinstellung wird auch nach dem Ausschalten gespeichert. Beide Kanäle sind getrennt voneinander einstellbar. Die ergonomische Form sorgt für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Über ein Schraubgewinde ist ein einfacher und werkzeugloser Wechsel der Modellierspitzen möglich. Die Reinigung des Gerätes ist durch die hermetisch abgedichtete Bedienfolie und die abnehmbare Halterung besonders bequem. Handstück und Kabel besitzen eine ausgezeichnete Wärmeisolierung, Hitzebeständigkeit, Schutz vor Verknotung und Knicken, Komfort beim Halten und eine Farberkennung für die jeweilige Temperaturzuweisung.

mit 1 Heizgriff und 1 Sonde mittel
461 972 | 1 Stck. | **€ 299,00**
€ 269,90

-10%



269,90

SILENT TS

Ihre enorme Saugkraft und die variable Anpassung der Saugleistung machen die SILENT TS zu einer hervorragenden Geräteabsaugung. Durch die kompakten Maße, den äußerst geräuscharmen Betrieb und die komfortable Einschaltautomatik ist sie aber auch als Arbeitsplatzabsaugung einsetzbar, bei Bedarf sogar beides zugleich. Die Wahlmöglichkeit zwischen Dauerbetrieb oder Einschaltautomatik sorgt für eine optimale Anpassung an alle Typen von stauberzeugenden Geräten. 4 verschiedene Saugstufen sorgen für eine präzise Abstimmung auf unterschiedliches Sauggut. Das zweistufige Filtersystem besitzt einen Abscheidegrad der Stäube von 99,9 %. Das Gerät ist nahezu wartungsfrei. Optional ist ein Rollenuntersatz erhältlich, durch den sich die Silent flexibel positionieren lässt. Y-Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Technische Daten:
Netzspannung: 220 – 240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 1.400 W
Maße (H x B x T): 591 x 224 x 564 mm
Fassungsvermögen: 7,5 l
Gewicht unbelüftet: 26 kg
Geräuschpegel: 56 dB (A)
Garantie: 3 Jahre (Motoren sind von der Garantie ausgeschlossen)

inkl. 3 m Saugschlauch
461 968 | 1 Stck. | **€ 1.890,00**
€ 1.698,00

-10%



1.698,-

SILENT TC

Leistungsstarke, staubbeutellose Absaugung mit automatischer Filterabreinigung und langlebigem Kollektormotor. Geringes Betriebsgeräusch von max. 54,1 dB (A) und 3x längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kollektormotoren (garantierte 1.000 Betriebsstunden). Ein Arbeiten ohne Unterbrechung durch einen unkomplizierten Motorwechsel ist innerhalb weniger Minuten möglich. Komfortable Bedienung der Einschaltautomatik mittels Tastenkombination. Optional ist als Zubehör eine externe Abluftführung für die SILENT TC/TC2/EC/EC2/powerCAM EC, bestehend aus einem Adapter inkl. Ø 100 mm Kunststoffschlauch, erhältlich.

Technische Daten:
Netzspannung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme der Saugturbine: 850 W (230 V)
Volumenstrom (max.): 3980 l/min
Filterqualität: Klasse M gemäß EN 60335-2-69
Füllvolumen der Staubschublade: 7,0 l
Geräuschpegel: 54,3 dB (A)
Gewicht: ca. 22 kg
Maße (B x H x T): 275 x 535 x 540 mm
Garantie: 3 Jahre

-10%

Quick Start Guide,
Saugschlauch 3 m inkl. 2 Endmuffen
861 906 | 1 Stck. | **€ 1.990,00**
€ 1.798,00



1.798,-

Q3 Basic

Mit den drei verschiedenen Leistungsklassen deckt die Q3 Serie die unterschiedlichsten Einsatzbereiche im Laboralltag ab. Die Drehzahl lässt sich sehr feinfühlig regeln. Auf dem verbauten OLED-Display werden alle wichtigen Parameter angezeigt. Über die Direktwahlstasten können Rechts-/Linkslauf sowie der Tempomat direkt angesteuert werden. Optional erhältlich für Tischversionen: Fußschalter zum An/Aus schalten oder der dynamische Fußanlasser zur stufenlosen Steuerung.

Technische Daten:
Drehzahl: 200 – 40.000 U/min
Drehmoment: 7 Ncm
Spannung: 100 – 240 V / 50/60 Hz
Leistung: 160 W / max. 180 W
Garantie: 1 Jahr / 5 Jahre auf Elektromotor

Daten Handstück:
Durchmesser: 30 mm
Länge: 158 mm
Gewicht: 247 g (ohne Kabel)
Antriebssystem: DC Motor, kollektorlos

Daten Steuereinheit:
Maße Kniestuerung (B x H x T): 128 x 208 x 207 mm
Maße Fußsteuerung (B x H x T): 175 x 95 x 260 mm
Maße Tischsteuerung (B x H x T): 106 x 200 x 207 mm

Gewicht:
Kniestuerung: 1.360 g
Gewicht Fußsteuerung: 2.300 g
Gewicht Tischsteuerung: 1.880 g

Lieferumfang:
Steuergerät, Motorhandstück mit Kabel,
Handstückablage, Netzkabel

-10%

Q3 Basic Kniestuerung

153 956 | 1 Stck. | € 1.650,00
€ 1.485,00

Q3 Basic Fußsteuerung

153 957 | 1 Stck. | € 1.650,00
€ 1.485,00

Q3 Basic Tischsteuerung

153 958 | 1 Stck. | € 1.650,00
€ 1.485,00



1.485,-



SCHICK
DENTAL

S1 Basic Fräsgerät

-10%

Das Fräsgerät zum Fräsen, Vermessen, Übertragen oder Ausblocken. Durch einen erhöhten Sockel und ein drehbares Griffstück der Frässpindel ist das Fräsgerät ergonomischer und sorgt so für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Mit einer Drehzahl von bis zu 40.000 U/min und einer kollektorlosen Frässpindel ist das Fräsgerät mit der neuesten Technik ausgestattet. Der optional erhältliche LED-Lichtkopf unterstützt zusätzlich das entspannte Arbeiten am Fräsgerät. Der Doppel-Gelenkarm dient der uneingeschränkten Beweglichkeit und die Kugelführungen garantieren höchste Präzision beim Fräsen.

Technische Daten:
Maße (B x H x T): 220 x 400 x 270 mm
Betriebsspannung: 100 – 240 V
Leistung: 80 Watt
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Drehmoment Motor: 7 Ncm
Drehzahlbereich: 1.000 – 40.000 U/min
Rundlaufgenauigkeit: < 0,015 mm
Garantie: 1 Jahr

S1 Basic Grundeinheit, Modelltisch,
Q3 Basic Steuergerät Tisch
und S1 Basic Frässpindel

153 925 | 1 Stck. | € 3.699,00
€ 3.329,00



3.329,-

AUSLIEFERUNG ERFOLGT
DIREKT AB HERSTELLER

Q3 Profi

Mit den drei verschiedenen Leistungsklassen deckt die Q3 Serie die unterschiedlichsten Einsatzbereiche im Laboralltag ab. Die Drehzahl lässt sich sehr feinfühlig regeln. Auf dem verbauten OLED-Display werden alle wichtigen Parameter angezeigt. Über die Direktwahlstasten können Rechts-/Linkslauf sowie der Tempomat direkt angesteuert werden. Optional erhältlich für Tischversionen: Fußschalter zum An/Aus schalten oder der dynamische Fußanlasser zur stufenlosen Steuerung.

Technische Daten:
Drehzahl: 200 – 50.000 U/min
Drehmoment: 9 Ncm
Spannung: 100 – 240 V / 50/60 Hz
Leistung: 180 W / max. 240 W
Garantie: 1 Jahr / 5 Jahre auf Elektromotor

Daten Handstück:
Durchmesser: 28 mm
Länge: 158 mm
Gewicht: 256 g (ohne Kabel)
Antriebssystem: DC Motor, kollektorlos

Daten Steuereinheit:
Maße Kniestuerung (B x H x T): 128 x 208 x 207 mm
Maße Fußsteuerung (B x H x T): 175 x 95 x 260 mm
Maße Tischsteuerung (B x H x T): 106 x 200 x 207 mm

Gewicht:
Kniestuerung: 1.360 g
Fußsteuerung: 2.300 g
Tischsteuerung: 1.880 g

Lieferumfang:
Steuergerät, Motorhandstück mit Kabel,
Handstückablage, Netzkabel

-11%

Q3 Profi Kniestuerung

153 959 | 1 Stck. | € 1.980,00
€ 1.759,00

Q3 Profi Fußsteuerung

153 960 | 1 Stck. | € 1.980,00
€ 1.759,00

Q3 Profi Tischsteuerung

153 961 | 1 Stck. | € 1.980,00
€ 1.759,00



1.759,-

QUBE II

-26%

Mit seinen 9 Ncm zählt QUBE II zu den leistungsstärksten Mikromotoren am Markt. Dank seines hohen Drehzahl- und Drehmomentbereiches meistert er die schwersten Schleif-, Trenn- und Fräsarbeiten. Der innere Aufbau des Handstückes ist größtenteils aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Der Bediensattel verfügt über ein großes und gut ablesbares Display. Die Drehzahlanzeige befindet sich unmittelbar im Sichtbereich des Anwenders und lässt sich bedienerfreundlich einstellen. Weitere Funktionen wie Tempomat-Funktion, Änderung der Rotationsrichtung und Bedienung des elektrischen Wachs messer (optional erhältlich) können hierüber eingestellt werden.

Technische Daten:
Netzanschluss: 100 – 240 V/50 – 60 Hz
Leistung: 160 Watt
Drehzahlbereich: 200 – 60.000 U/min
Drehmoment: 9 Ncm
Garantie: 1 Jahr / 5 Jahre auf Elektromotor

QUBE II Fußsteuerung

153 918 | 1 Stck. | € 1.898,00
€ 1.399,00*

* Dieses Produkt ist nicht rabattfähig.
Solange Vorrat reicht.

1.399,-*



Q Mobile mit Verbindungskabel

Akkubetriebenes Motorhandstück für uneingeschränkte Mobilität. Das Handstück kann im Rechts- sowie im Linkslauf verwendet werden und verfügt über eine Akku- und Drehzahlanzeige. Durch das optionale Verbindungskabel kann das Handstück vom Akku getrennt werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 90 – 264 V 50/60 Hz
Drehzahlbereich: 3.000 – 30.000 U/min
Drehmoment: 5,5 Ncm
Rundlaufgenauigkeit: < 0,02 mm
Gewicht: 194 g (444 g inkl. Akku)
Akku: 3.500 mAh,
Maße Akku (B x H x T): 71 x 125 x 43 mm
Maße Handstück (Ø x L): 29 x 120 mm

Q Mobile Motorhandstück, Steuereinheit
mit integriertem Akku, Ladestation,
Transportkoffer + Verbindungskabel

153 942 | 1 Stck. | € 1.385,00
€ 1.319,00*

* dieses Produkt ist nicht rabattfähig



1.319,-*

Gültig bis
zum 10.07.2023



Hartmetallfräser, Figur-Form 425

ab **17,²⁰** **-15%**



Busch®

There is no substitute for quality

Unter Verwendung von Feinstkornhartmetall und modernster CNC-Technik gefertigt. BUSCH Präzisionsfräser für alle anfallenden Laborarbeiten. BUSCH Hartmetallfräser überzeugen durch ihre hohe Verschleißfestigkeit, exakte Rundlaufgenauigkeit und praxisgerechte Formgebung. Unter Angabe der maximal zulässigen Umdrehungszahl werden die großen Durchmesser einzeln verpackt geliefert. Alle Fräser sind zur besseren Identifizierung mit Fig.-Nr., Verzahnung und Durchmesser gekennzeichnet.

Hartmetallfräser (SGXA) – sehr grob
X-verzahnt, linksgedrallt, für grobes,
sicheres Abtragen von nassem Gips

Hartmetallfräser (SGX) – sehr grob
X-verzahnt, für grobes Abtragen
von nassem Gips

Hartmetallfräser (SG) – sehr grob
sehr grobe Verzahnung, für
grobess Abtragen von nassem Gips

Hartmetallfräser (GXA) – grob
X-verzahnt, linksgedrallt, für
grobess, sicheres Abtragen von
trockenem Gips/Kunststoff

Hartmetallfräser (GQSR) – grob
Gerade Verzahnung mit Querhieb.
Zum Ausarbeiten weichbleibender
Kunststoffe (Unterfütterungen)

Hartmetallfräser – grob
X-verzahnt, für trockenen
Modellgips, Kunststoff

Weitere Größen
finden Sie unter:
mwdental.de



Figur	425 SGXA	425 SGX	425 SG	425 GXA	425 GQSR	425 GX
ISO-Größe	060	060	060	060	060	060
Art.-Nr.	731 971	231 972	331 969	731 974	331 972	231 976
1 Stck.	€ 21,70 € 18,50	€ 21,70 € 18,50	€ 20,50 € 17,40	€ 21,70 € 18,50	€ 23,90 € 20,30	€ 20,40 € 17,30

Hartmetallfräser (X) – mittel
X-verzahnt, zum Ausarbeiten/Formfräsen von synth. Gips,
Prothesen-Kunststoff, Löffelkunststoff, Au-, Ag-,
Pd-Legierungen, CrCo- und NiCr-Legierungen

Hartmetallfräser (MQS) – mittel
Verzahnung mit Querhieb.
Zum Ausarbeiten weicher
Kunststoffe (Schienen)

Hartmetallfräser – mittel
mittlere Verzahnung,
für synth. Gips, Kunststoff

Hartmetallfräser (FX) – fein
X-verzahnt, für Korrekturen und Feinbearbeitung
von synth. Gips, Kunststoff, Au-, Ag-, Pd-Legierungen,
CrCo- und NiCr-Legierungen

Hartmetallfräser (FFX) – sehr fein
X-verzahnt, sehr fein. Für Korrekturen
und Feinbearbeitung von Keramik,
Titan, Composit



Figur	425 X	425 X	425 MQS	425	425 FX	425 FX	425 FFX
ISO-Größe	060	060L*	060	060	060	060L*	060
Art.-Nr.	231 985	331 973	231 968	331 970	231 995	331 974	331 971
1 Stck.	€ 20,40 € 17,30	€ 20,90 € 17,80	€ 22,80 € 19,40	€ 20,20 € 17,20	€ 22,80 € 19,40	€ 23,90 € 20,30	€ 27,50 € 23,40

* L = für Linkshänder

elumentis LED

NEU

Die Arbeitsplatzleuchte elumentis LED besticht durch einen sehr hohen Farbwiedergabeindex R>92 für originalgetreue, kontrastreiche Farbwiedergabe. Sie bietet zudem eine homogene, blendfreie Ausleuchtung und verfügt über einen sanften Schattenwurf durch eine Multi-Layer-Streuscheibe. Die Leuchte ist einstellbar in drei verschiedene Farbtemperaturen und in fünf Beleuchtungsstärken. So ist der Wechsel zwischen Tageslichtweiß (6400 K), aktivierendes Neutralweiß (4800 K) und einem behaglichen Warmweiß (2700 K) möglich. Einmal eingestellte Beleuchtungsstärken bleiben beim Ausschalten und Umschalten der Farbtemperaturen gespeichert. Zusätzlich kann als indirekte Beleuchtung das verbaute Ambient-Light im Leuchtenkopf zugeschaltet werden. Die große Höhe der Lampe von 53 cm macht eine Platzierung hinter Monitoren bis 27 Zoll möglich. Der Leuchtenkopf ist 90° schwenkbar und jeweils seitlich zu 45° kippbar.

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: max. 10 W
Maße (H x B x T): 530 x 130 x 300 mm
Farbtemperatur: Warmweiß (2700 K),
Neutralweiß (4800 K), Tageslichtweiß (6400 K)
Max. Nutzlichtstrom: Warmweiß (220 lm),
Neutralweiß (1000 lm), Tageslichtweiß (640 lm)
Energieeffizienz: Warmweiß (D),
Neutralweiß (E), Tageslichtweiß (D)
LED-Lebensdauer: >25.000 h
Kabellänge: 2.500 mm
Gewicht: 1,8 kg
Garantie: 2 Jahre

798 955 | 1 Stck. | € 199,00
€ 169,00*

* dieses Produkt ist nicht rabattfähig



-15%

169,-*

ESCHENBACH



INJEKTIONSSPRITZE INTRA GUN **NEU**

Zylinderampullenspritze für die intraligamentäre Anästhesie.
Verwendbar mit 1,8 ml Zylinderampullen.

Injektionsspritze Intra Gun mit Berstschutz
300 672 | 1 Stck. | ~~€ 99,00~~
€ 79,00

Berstschutz
300 673 | 1 Stck. | € 5,40



79,- -20%



ASPIRATIONSSPRITZE

Aspirationsspritze mit optimiertem Aspirationshaken für eine sichere und zuverlässige Aspiration, der Zieherring lässt sich frei drehen. Kanülen lassen sich leicht positionieren und aufdrehen. Mit allen marktüblichen Zylinderampullen mit Lochstopfen (1,8 ml) und Injektionskanülen für Zylinder-Ampullen-Spritzen verwendbar.

000 305 | 1 Stck. | ~~€ 37,90~~
€ 33,90



33,90 -11%



INJEKTIONSSPRITZE INTRA **NEU**

Injektionsspritze aus rostfreiem Stahl für die intraligamentäre Anästhesie, verwendbar mit 1,8 ml Zylinderampullen. Spritze mit abgewinkeltem Vorderteil.

Injektionsspritze Intra mit Berstschutz
300 670 | 1 Stck. | ~~€ 97,00~~
€ 77,00

Berstschutz
300 671 | 1 Stck. | € 5,40



-21% 77,-

G 25 long



G 27 long



G 27 short



G 30 short



G 30 x-short



EINMALINJEKTIONSKANÜLEN

Für Zyl.Amp.-Spritzen.
Ein spezieller Facettenschliff
sorgt für eine schmerzarme
Punktion. Steril.

Größe/Farbe 100 Stck.

G 25 long = 0,5 x 42 mm, rot 200 580

G 27 long = 0,4 x 42 mm, gelb 200 582

G 27 short = 0,4 x 25 mm, gelb 200 583

Für die intraligamentäre Anästhesie:

G 30 short = 0,3 x 25 mm, grün 200 584

G 30 x-short = 0,3 x 13 mm, grün 200 585

je Pckg. € 9,30

ab 10 Pckgn. einer € 8,30

Größe, je Pckg. € 8,75

€ 7,75

**BIS ZU
-17%**

ab 7,75

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter:

0 60 42 / 88 00 88

Mo, Di, Do 7.30 – 17.30 Uhr

Mi 7.30 – 17.00 Uhr | Fr 7.30 – 15.30 Uhr



App:

heja+

(Apple Store/Play Store)



Online via Web:

www.mwdental.de

www.mwdental.at (Österreich)



Freefax:

00 800 / 88 00 80 01

(Gültig für Deutschland
und Österreich)

UNSER SERVICE FÜR SIE:



Ruck-Zuck-Lieferservice

Alles was Sie bis 17.00 Uhr
bestellen, wird am selben Tag
bearbeitet und versendet.



Porto sparen

Ab einem Nettowarenwert
von € 150,- erhalten Sie
Ihre Bestellung portofrei.

Folgen Sie uns auf:



@mwdentalgmbh



@mwdental_de



@mwdental_de