

M+W

BESTDEALS

Geräte & Instrumente gültig bis zum 28.06.2024



Neuer Motor von Dentsply Sirona
NEUER GOLDSTANDARD!

 Dentsply
Sirona

 VDW[®]
MAILLEFER

Seite 16



2.099,-



BEIM KAUF VON 3 INSTRUMENTEN NACH WAHL
(PRIME LINE, ECO LINE, PULVERSTRAHLGERÄT) ERHALTEN SIE
15% RABATT!

M+W select ECO LINE HAND-UND WINKELSTÜCKE

Glasabstichtleiter (40.000 Lux) mit glatter, chrombeschichteter Außenhülle. Thermodesinfizierbar und autoklavierbar. Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverlängerung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen).

ECO LINE Winkelstück:

LE15L rot, Übersetzung 1:5, FG-Schaft, 200.000 U/min, 3-fach Spray, mit Licht
200 050 | 1 Stck. | € 595,00

LE11L blau, Übertragung 1:1, WST-Schaft, 40.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, mit Licht
200 051 | 1 Stck. | € 449,00

LE21L grün, Untersetzung 2:1, WST-Schaft, 20.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, mit Licht
200 052 | 1 Stck. | € 449,00

ECO LINE Handstück:

LE01 blau, Übertragung 1:1, HP Fräser, 40.000 U/min, einzelne Sprühöffnung, ohne Licht
200 053 | 1 Stck. | € 279,00



LE15L € 595,- € 505,75*

LE11L € 449,- € 381,65*

LE21L € 449,- € 381,65*

LE01L € 279,- € 237,15*

ab **237,15***

M+W select PRIME LINE TURBINE

Titanbeschichtete Außenhülle 350.000 U/min Lautstärke: max. 55 dB Licht: 40.000 Lux Leistung: 25 Watt 4-fach Spray, Keramikugellager und Hartmetallschneidzange Gewicht: 69 g Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm Thermodesinfizierbar und autoklavierbar Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverlängerung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen)

HP21KL für Multiflex Kupplung
200 040 | 1 Stck. | € 695,00

HP21SL für Sirona Kupplung
200 042 | 1 Stck. | € 695,00

HP21WL für W&H Kupplung
200 043 | 1 Stck. | € 695,00

HP21NL für NSK Kupplung
200 041 | 1 Stck. | € 695,00



HP21KL

HP21SL

HP21WL

HP21NL

ab **590,75***

M+W select ECO LINE TURBINE

Chrombeschichtete Oberfläche 320.000 U/min Lautstärke: max. 62 dB Ausleuchtung über einen Glasfaserlichtstab Leistung: 24 Watt 4-fach Spray, Keramikugellager Gewicht: 63 g Standard Kopf: Ø 12,5 mm x H 14,3 mm Garantie 18 Monate + weitere 12 Monate Garantieverlängerung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen)

HE21KL für Multiflex Kupplung
200 045 | 1 Stck. | € 449,00

HE21SL für Sirona Kupplung
200 047 | 1 Stck. | € 449,00

HE21WL für W&H Kupplung
200 048 | 1 Stck. | € 449,00

HE21NL für NSK Kupplung
200 046 | 1 Stck. | € 449,00



HE21KL

HE21SL

HE21WL

HE21NL

381,65*

M+W select PULVERSTRAHLGERÄT

GLEICH PASSENDE KUPPLUNG MIT BESTELLEN

Pulverstrahlgerät:

KaVo Anschluss
200 074 | 1 Stck. | € 595,00

Sirona Anschluss
200 075 | 1 Stck. | € 595,00

- Ergonomische, kompakte Form
- 360° RotoGrip®-System
- 24 Monate Garantie
- KaVo und Sirona Anschluss



ab **505,75***

* Sonderpreise ab 3 Instrumenten (Hand- und Winkelstücke, Turbine, Pulverstrahlgerät gemischt)

M+W select LED SCHNELLKUPPLUNG

Garantie 24 Monate + weitere 12 Monate Garantieverlängerung auf die Arbeitszeit (Ersatzteile sind von der erweiterten 12-monatigen Verlängerung ausgenommen).

KaVo QC6016KW 6-Loch, mit Wasserregulierung
200 061
1 Stck. | € 199,00



QC6016KW

Sirona QC6016SW 6-Loch, mit Wasserregulierung
200 062
1 Stck. | € 199,00



QC6016SW

NICHT MIT 15% RABATT AKTION KOMBINIERBAR.

199,-



BEIM KAUF VON EINEM SONICflex QUICK SET ODER SONICflex LUX 2003 L SET SIND **5 WEITERE SONICflex-SPITZEN** IM PREIS ENTHALTEN.
Bitte geben Sie hierfür bei Ihrer Bestellung das Aktionskennwort „SONICflex-Aktion“ sowie die Artikelnummern der 5 gewünschten SONICflex-Spitzen an.

SONICflex quick Set 2008 L

Sonicflex quick 2008 L für KaVo Kupplung, 1 Drehmomentschlüssel, je 1 Scalerspitze 5A, 6A, 7A
513 192 | 1 Pckg. | € 1.730,00
€ 1.399,00



Sonicflex quick 2008 LS für Sirona Kupplung, 1 Drehmomentschlüssel, je 1 Scalerspitze 5A, 6A, 7A
133 514 | 1 Pckg. | € 1.730,00
€ 1.399,00

1.399,-

SONICflex LUX Set 2003 L

Sonicflex Lux 2003 L, 1 Drehmomentschlüssel, je 1 Scalerspitze 5, 6, 7
613 843 | 1 Pckg. | € 1.730,00
€ 1.399,00



1.399,-



Duo Pack:
SONICflex quick 2008 L für KaVo Kupplung, ohne Einsätze, mit Drehmomentschlüssel, 2 Stck.
282 874 | 1 Pckg. | € 3.490,00
€ 2.648,00

BEIM KAUF EINES DUO PACKS, BESTEHEND AUS ZWEI GLEICHEN INSTRUMENTEN, SPAREN SIE € 150,- GEGENÜBER DES EINZELKAUFS.

Duo Pack:
SONICflex LUX 2003 LX ohne Einsätze, mit Drehmomentschlüssel, 2 Stck.
282 873 | 1 Pckg. | € 3.490,00
€ 2.648,00



2.648,-

HYDRIM® C61 WD G4 Aktionspaket

Kompaktes Reinigungs- und Desinfektionsgerät für bis zu 6 große Kassetten. Es können bis zu 120 Instrumente in 60 Minuten vollständig aufbereitet werden. Die validierten Zyklen garantieren ein optimales Reinigungs- und Desinfektionsergebnis. Kurze Trocknungszeit durch die Aktivluft-trocknungstechnologie. Die G4 Technologie ermöglicht eine verlässliche Freigabe der Beladung und kann sich mit Ihren smarten Geräten oder Computer verbinden, wodurch Sie einen einfachen Zugriff auf Zyklusdaten, Instandhaltungsinformationen und Serviceprotokolle haben. Auf Wunsch ist auch ein Fernzugriff durch einen spezialisierten Techniker möglich.

- Aktionspaket:**
- HYDRIM® C61 WD G4
 - 1 LCS Handpiece System
 - 1 Centre Support
 - 2 Kit 2000 Basket, J
 - 1 Lower Trolley
 - 1 Vertical Basket
 - 4 Adapter Intra
 - 3 Adapter Multi, Bar
 - 1 Scaler Tip
 - 1 HIP Cleaning Solution
- 643 555 | 1 Stck. | € 8.899,00
€ 6.899,00

Technische Daten:
Maße des Gerätes (B x H x T):
598 x 520 x 526 mm
Tiefe bei geöffneter Tür: 829 mm
Gewicht: 44 kg
Garantie: 2 Jahre



-22%



**INKLUSIVE
INSTALLATIONSPAUSCHALE
(ANFAHRT & EINWEISUNG)
IM WERT VON € 550,-**

Reinigungs- und Desinfektionsgerät

6.899,- SciCan

4+1 INSTRUMENTENPAKET

BEIM KAUF EINES INSTRUMENTENPAKETES – BESTEHEND AUS 5 INSTRUMENTEN NACH WAHL (MASTER-, EXPERT-, CHIRURGIE-INSTRUMENTE, SONICflex, PROPHYflex 4, RONDOflex PLUS), IST DAS GÜNSTIGSTE IM GESAMTPREIS ENTHALTEN.

Köpfe zahlen nur in Verbindung mit einem Unterteil als Instrument. Bitte geben Sie bei Bestellung „KaVo Instrumenten- Aktion“ an. DUO-Pack nicht in der Aktion enthalten.

MASTERmatic Serie

Garantie 24 Monate.

Schnelllaufwinkelstück M25L rot,
1:5, FG-Schaft

182 070 | 1 Stck. | € 2.024,00
€ 1.049,00

Unterteil M20L blau, 1:1

182 071 | 1 Stck. | € 895,00
€ 489,00

Unterteil M07L grün, 2,7:1

182 072 | 1 Stck. | € 985,00
€ 579,00

Unterteil M29L grün, 7,4:1

182 073 | 1 Stck. | € 1.220,00
€ 665,00

Handstück M10L blau, 1:1

182 074 | 1 Stck. | € 1.275,00
€ 729,00



Intra Endo Kopf L3

gelber Punkt, 1:1, für Endo-Handinstrumente,
Griffdurchmesser 3,5-4 mm, 90°-Drehbewegung,
Druckknopfspannung

082 042 | 1 Stck. | € 415,00
€ 259,00

Intra Endo Kopf L53

gelber Punkt, mit Druckknopfspannung, für Wurzelkanal-
instrumente, Winkelstückschaft, 90°-Drehbewegung

082 043 | 1 Stck. | € 415,00
€ 259,00

Intra EVA Kopf L61 G

mit gedämpftem Hub 0,8 mm, für frei drehbare Feilen
(Cavishape, Bevelshape, Proxoshape, Rootshape)

082 045 | 1 Stck. | € 549,00
€ 349,00

Intra EVA Kopf L61 R

mit gedämpftem Hub 0,8 mm, 36 Rasterstellungen
zum Arretieren der Feileneinsätze

082 046 | 1 Stck. | € 645,00
€ 409,00

Intra Kopf L67

grüner Punkt, 2:1

082 041 | 1 Stck. | € 469,00
€ 265,00

Intra Kopf L68

blauer Punkt, 1:1

082 040 | 1 Stck. | € 469,00
€ 265,00



ab 259,-

ab 489,-

MASTERtorque™

Garantie 24 Monate.

Turbinenwinkelstück M9000L

182 899
1 Stck. | € 1.765,00
€ 985,00



985,-

BEIM KAUF EINES DUO PACKS, BESTEHEND AUS ZWEI GLEICHEN INSTRUMENTEN, SPAREN SIE € 150,- GEGENÜBER DES EINZELKAUFS.

EXPERTmatic mit Licht

Duo Pack:

EXPERTmatic E25 L rot, 1:5,
FG-Schaft, 2 Stck.

282 866 | 1 Pckg. | € 2.830,00
€ 1.374,00

Duo Pack:

E20 L blau, 1:1, WST-Schaft, 2 Stck.

282 867 | 1 Pckg. | € 2.030,00
€ 980,00

Duo Pack:

E15 L grün, 5,4:1, WST-Schaft, 2 Stck.

282 868 | 1 Pckg. | € 2.280,00
€ 1.164,00



ab 980,-

KAVO

Dental Excellence



EXPERTmatic ohne Licht

Duo Pack:

EXPERTmatic E10 C blau,
1:1 Handstück, 2 Stck.

282 872 | 1 Pckg. | € 1.220,00
€ 608,00

608,-



4+1 INSTRUMENTENPAKET

BEIM KAUF EINES INSTRUMENTENPAKETES – BESTEHEND AUS 5 INSTRUMENTEN NACH WAHL (MASTER-, EXPERT-, CHIRURGIE-INSTRUMENTE, SONICflex, PROPHYflex 4, RONDOflex PLUS), IST DAS GÜNSTIGSTE IM GESAMTPREIS ENTHALTEN.

Köpfe zahlen nur in Verbindung mit einem Unterteil als Instrument. Bitte geben Sie bei Bestellung „KaVo Instrumenten- Aktion“ an. DUO-Pack nicht in der Aktion enthalten.

EXPERTmatic ohne Licht

Garantie 24 Monate.

E25 C rot, 1:5, FG-Schaft

282 848 | 1 Stck. | € 1.195,00
€ 668,00

E20 C blau, 1:1, WST-Schaft

282 849 | 1 Stck. | € 820,00
€ 468,00

E15 C grün, 5,4:1, WST-Schaft

282 850 | 1 Stck. | € 935,00
€ 523,00

E10 C blau, 1:1 Handstück

282 851 | 1 Stck. | € 685,00
€ 379,00



ab **379,-**

EXPERTmatic mit Licht

Garantie 24 Monate.

E25 L rot, 1:5, FG-Schaft

282 845 | 1 Stck. | € 1.490,00
€ 762,00

E20 L blau, 1:1, WST-Schaft

282 846 | 1 Stck. | € 1.090,00
€ 565,00

E15 L grün, 5,4:1, WST-Schaft

282 847 | 1 Stck. | € 1.215,00
€ 657,00



ab **565,-**

EXPERTtorque E680 L

Garantie: 24 Monate.

EXPERTtorque E680 L

282 841 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 729,00



729,-

BEIM KAUF EINES DUO PACKS, BESTEHEND AUS ZWEI GLEICHEN INSTRUMENTEN, SPAREN SIE € 150,- GEGENÜBER DES EINZELKAUFS.

EXPERTtorque E680 L

Duo Pack:

EXPERTtorque E680L, 2 Stck.

282 865 | 1 Pckg. | € 2.548,00
€ 1.308,00



KAVO

Dental Excellence

1.308,-

MASTERtorque

Duo Pack:

M9000L, 2 Stck.

282 869 | 1 Pckg. | € 3.380,00
€ 1.820,00



1.820,-

MASTERmatic

Duo Pack:

Schnellaufwinkelstück M25L rot, 1:5, FG-Schaft, 2 Stck.

282 870 | 1 Pckg. | € 3.898,00
€ 1.948,00



1.948,-



4+1

BEIM KAUF VON 5 NSK INSTRUMENTEN NACH WAHL IST DAS GÜNSTIGSTE IM GESAMTPREIS ENTHALTEN.

(Ti-Max X Hand- und Winkelstücke mit Licht, Ti-Max Z Turbinen, Ti-Max Airscaler mit Licht, S-Max M Lichtturbinen und S-Max M Hand- und Winkelstücke).
Auslieferung der Instrumenten-Aktionen erfolgt direkt durch Firma NSK.
Bitte geben Sie bei Bestellung „NSK 4+1“ an.

Bis zu **-47%**

Ti-Max Z Turbinen

NEU

Garantie 24 Monate.

Z890KL Mini-Kopf:
für KaVo Multiflex Kupplung
898 813 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 865,00

Z890SL Mini-Kopf:
für Sirona Kupplung
898 814 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 865,00

Z890WL Mini-Kopf:
für W+H Roto Quick Kupplung
898 815 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 865,00

Z990KL Standard-Kopf:
für KaVo Multiflex Kupplung
898 810 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 865,00

Z990SL Standard-Kopf:
für Sirona Kupplung
898 811 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 865,00

Z990WL Standard-Kopf:
für W+H Roto Quick Kupplung
898 812 | 1 Stck. | € 1.299,00
€ 865,00

NSK



865,-

Ti-Max Airscaler mit Licht

Garantie: 12 Monate.

Ti-Max Airscaler für KaVo MULTIflex Kupplung S970KL:
1 Airscaler, 1 Drehmomentschlüssel,
je 1 Spitzenaufsatz S1, S2, S3,
1 Tip Cover L (Aufsatzschutz)
159 085 | 1 Set | € 1.075,00
€ 729,00

Ti-Max Airscaler für Sirona Schnellkupplung S970SL:
1 Airscaler, 1 Drehmomentschlüssel,
je 1 Spitzenaufsatz S1, S2, S3,
1 Tip Cover L (Aufsatzschutz)
159 086 | 1 Set | € 1.075,00
€ 729,00



729,-

Ti-Max X Hand- und Winkelstücke mit Licht

Garantie 24 Monate.

Winkelstück Ti-Max X95L:
4-fach Spray, 1:5 Übersetzung, FG-Schaft
917 825 | 1 Stck. | € 925,00
€ 699,00

Winkelstück Ti-Max X25L:
1-fach Spray, 1:1 Übertragung
917 826 | 1 Stck. | € 689,00
€ 542,00

Winkelstück Ti-Max X15L:
1-fach Spray, 4:1 Übersetzung
917 827 | 1 Stck. | € 759,00
€ 609,00

Handstück Ti-Max X65L:
1-fach Spray, 1:1 Übertragung
598 844 | 1 Stck. | € 745,00
€ 599,00



ab 542,-

S-Max M Hand- und Winkelstücke

Garantie 24 Monate.

Winkelstück S-Max M95L
mit Licht rot, 4-fach Spray,
1:5 Übersetzung, Keramik-
kugellager, FG-Schaft

698 890 | 1 Stck. | € 739,00
€ 565,00

Winkelstück S-Max M25L
mit Licht blau, 1-fach Spray,
1:1 Übertragung

698 891 | 1 Stck. | € 549,00
€ 428,00

Winkelstück S-Max M15L
mit Licht grün, 1-fach Spray,
4:1 Übersetzung

698 892 | 1 Stck. | € 649,00
€ 509,00

Handstück S-Max M65
ohne Licht blau, 1-fach-Spray,
1:1 Übertragung

698 893 | 1 Stck. | € 399,00
€ 315,00

ab **315,-**



Ti-Max X Luftmotor

- Garantie 24 Monate
- 32.000 LUX
- 360°-Drehgelenk mit Licht
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Rücksaugstopp
- max. Geschwindigkeit: 23.000/min ±10%

Typ ISO mit
interner
Wasserzufuhr

Ti-Max X205L mit Licht
134 782 | 1 Stck. | € 840,00
€ 529,00

529,-

NICHT MIT 4+1 AKTION KOMBINIERBAR.



Varios 970

Technische Daten:

Maximale Leistung: 11 W
Abmessungen (B x T x H): 160 x 60 x 80 mm
Gewicht Steuergerät: 2,2 kg
Flaschenvolumen: 400 ml (x 2 Flaschen)

Lieferumfang:

- Steuergerät
- Handstück inkl. Kabel
- Fußschalter
- 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 2 Kühlmittelbehälter à 400 ml
+ Festwasseranschluss
- Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln

Sparpaket P5-A:
Varios 970 Lux Komplettsset
+ 2. Varios LED Handstück
143 480 | 1 Stck. | € 2.780,00
€ 1.849,00

Sparpaket P5-B:
Varios 970 Komplettsset
+ 2. Varios Handstück ohne Licht
443 834 | 1 Stck. | € 2.450,00
€ 1.649,00

Ultraschallgerät mit
der iPiezo-Technologie

ab **1.649,-**

AUSLIEFERUNG ERFOLGT DIREKT DURCH FIRMA NSK

S-Max M Lichtturbinen

Garantie 24 Monate.

Direktanschluss an KaVo Kupplung:

S-Max M800KL Mini-Kopf,
Kopfgröße Ø 10,6 x 12,5 mm
759 015 | 1 Stck. | € 669,00
€ 482,00

S-Max M900KL Standard-Kopf,
Kopfgröße Ø 12,1 x 13,5 mm
759 016 | 1 Stck. | € 669,00
€ 482,00

Direktanschluss an Sirona Kupplung:

S-Max M800SL Standard-Kopf,
Kopfgröße Ø 12,1 x 13,5 mm
759 017 | 1 Stck. | € 669,00
€ 482,00

S-Max M900 SL Mini-Kopf,
Kopfgröße Ø 10,6 x 12,5 mm
759 018 | 1 Stck. | € 669,00
€ 482,00

482,-



NSK

Ti-Max X Chirurgie-Winkelstücke

Garantie 12 Monate.

Ti-Max X-DSG20L 20:1:
mit Doppeldichtsystem, mit Licht
898 077 | 1 Set | € 1.069,00
€ 769,00

Ti-Max X-DSG20 20:1:
mit Doppeldichtsystem, ohne Licht
898 078 | 1 Set | € 849,00
€ 615,00

Ti-Max X-SG20L 20:1:
mit Licht
898 079 | 1 Set | € 999,00
€ 699,00

ab **615,-**

NICHT MIT 4+1 AKTION KOMBINIERBAR.



-35%

- iPiezo-Steuerlektronik für stabile Leistungsabgabe
- Federleichtes Handstück für alle Indikationen
- Umfassendes Aufsatzsortiment für alle Anwendungsbereiche: Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik
- LED-Lichttechnologie





CLEAN & CLEAR

Nicht nur sauber, sondern rein.

PROFITIEREN SIE ZUSÄTZLICH BEIM KAUF VON MIND. 4 HAND-/WINKELSTÜCKEN VON EINEM GRATIS CLEAN & CLEAR WORKSHOP ZUR PFLEGE IHRER ÜBERTRAGUNGSTRUMENTE.

WEITERE INFOS UNTER: MWDENTAL.DE/WH-CLEAN-CLEAR



Synea Fusion Aktionspakete*

* Auslieferung erfolgt direkt durch Firma W&H. nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

-50%

Gegenüber UVP

2 Stück ab
650,-

Aktionspaket 1

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-99 LT
759 065 | 1 Paket | ~~€ 2.040,00~~
€ 1.290,00



Aktionspaket 2

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-56 LT
759 066 | 1 Paket | ~~€ 1.418,00~~
€ 894,00



Aktionspaket 3

2 x Synea Fusion Winkelstück WG-66 LT
759 067 | 1 Paket | ~~€ 1.670,00~~
€ 1.060,00



Aktionspaket 4

2 x Synea Fusion Handstück HG-43 A
759 068 | 1 Paket | ~~€ 1.030,00~~
€ 650,00



Aktionspaket 5

2 x Synea Fusion Turbine TG-98 L
759 069 | 1 Paket | ~~€ 1.598,00~~
€ 1.012,00



Aktionspaket 6

2 x Synea Fusion Turbine TG-98 LM
759 070 | 1 Paket | ~~€ 1.598,00~~
€ 1.012,00



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN:

Garantie

Sie erhalten stets frische Ware. Die in diesem Katalog gelisteten Artikel sind zu 99% lieferbar. Auslaufprodukte jedoch nur solange der Vorrat reicht.

Preise

Alle angegebenen Preise verstehen sich in € netto, zuzüglich der jeweils landesgültigen MwSt. und sind gültig bis zum 28.06.2024.

Rabatt

Informationen zu unserem Rabatt-System erhalten Sie unter der Telefonnummer: 0 60 42 / 88 00 88

Frachtkosten

Frei Haus-Lieferungen bei Bestellungen ab einem Nettowarenwert von € 150,- innerhalb Deutschlands und Österreichs. Unter einem Nettowarenwert von € 150,- berechnen wir die Versandkosten nach tatsächlichem Aufwand.

Lieferung

Der Versand erfolgt schnellstmöglich per privatem Zustelldienst direkt ab M+W Dental in Büdingen. Lieferungen, auch frei Haus, auf Gefahr des Bestellers. Eventuelle Transportschäden oder Fehllieferungen bitte sofort telefonisch mitteilen.



Mindestbestellwert

Für Ihre Bestellung bei M+W gibt es keinen Mindestbestellwert. Für Kleinbestellungen mit einem Nettobestellwert unter € 40,- (ohne Versandkosten) berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 4,90.

Zahlung

Die Rechnung liegt Ihrer Lieferung bei und ist innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von M+W Dental.

Rückgaberecht

Sie haben innerhalb von 14 Tagen ein Rückgaberecht bei originalverpackter Ware. Das Rückgaberecht gilt jedoch nicht für

Medikamente und Sonderbestellungen. Bitte beachten: Ware transportsicher verpacken, Retourenschein beilegen und ausreichend frankiert zurücksenden.

Erfüllungsort

Erfüllungs- und Gerichtsort ist Büdingen.

Sonstiges

© M+W Dental, Büdingen. Nachdruck aus diesem Katalog, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung nicht gestattet. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Wir sind bemüht, immer aktuelle Fotos im Katalog abzubilden, die Abbildungen sind jedoch nicht verbindlich.

Synea Vision Hand- und Winkelstücke

Schnelllauf-Winkelstück WK-99 LT rot:
1:5, 5-fach Spray, Kopf Ø 9,5 mm, FG-Schaft
459 065 | 1 Stck. | € 1.350,00
€ 849,00


Schnelllauf-Winkelstück WK-93 LT rot:
1:4,5, 5-fach Spray, Kopf Ø 9,1 mm, FG-Schaft
459 066 | 1 Stck. | € 1.350,00
€ 849,00

Winkelstück WK-56 LT blau:
1:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft
459 067 | 1 Stck. | € 910,00
€ 575,00

Untersetzung-Winkelstück WK-66 LT grün:
2:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft
459 068 | 1 Stck. | € 998,00
€ 690,00

Untersetzung-Winkelstück WK-86 LT grün:
8:1, 1fach-Spray, Kopf Ø 9,5 mm, WST-Schaft
459 069 | 1 Stck. | € 1.090,00
€ 690,00

Handstück HK-43 LT blau:
1:1, 1fach-Spray, Drehspannung mit Verriegelung
459 070 | 1 Stck. | € 879,00
€ 699,00



Schnelllauf-Winkelstück
WK-99 LT rot



Handstück
HK-43 LT blau

ab **575,-**

Synea Fusion Hand- und Winkelstücke

Schnelllauf-Winkelstück WG-99 LT rot:
1:5 Übersetzung, FG-Schaft, mit Licht
359 085 | 1 Stck. | € 1.020,00
€ 789,00

Winkelstück WG-56 LT blau:
1:1 Übertragung, WST-Schaft, mit Licht
359 086 | 1 Stck. | € 709,00
€ 549,00

Winkelstück WG-66 LT grün:
2:1 Reduzierung, WST-Schaft, mit Licht
359 087 | 1 Stck. | € 835,00
€ 649,00

Schnelllauf-Winkelstück WG-99 A rot:
1:5 Übersetzung, FG-Schaft, ohne Licht
359 088 | 1 Stck. | € 769,00
€ 599,00

Handstück HG-43 A blau:
1:1 Übertragung, ohne Licht
359 089 | 1 Stck. | € 515,00
€ 399,00

ab **399,-**



Synea Fusion Turbinen

TG-97 L:
Mini-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 10 mm,
Licht LED+, Durchzugskraft 16 W bzw. 18 W ab SN-012631
359 080 | 1 Stck. | € 799,00
€ 615,00

TG-98 L:
Midi-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm,
Licht LED+, Durchzugskraft 19 W bzw. 21 W ab SN-028880
359 081 | 1 Stck. | € 799,00
€ 615,00

TG-97 LM:
Mini-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht
Kompaktglasstab, Durchzugskraft 16 W bzw. 18 W ab SN-002910
359 082 | 1 Stck. | € 799,00
€ 615,00

TG-98 LM:
Midi-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht
Kompaktglasstab, Durchzugskraft 19 W bzw. 21 W ab SN-007442
359 083 | 1 Stck. | € 799,00
€ 615,00

615,-



Synea Vision Turbinen

TK-97 L:
Mini-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht
5-fach Ring LED+, Durchzugskraft 18 W bzw. 21 W ab SN-06030
459 062 | 1 Stck. | € 1.295,00
€ 1.009,00

TK-98 L:
Midi-Turbine mit Roto-Quick-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht
5-fach Ring LED+, Durchzugskraft 21 W bzw. 24 W ab SN-07939
459 063 | 1 Stck. | € 1.295,00
€ 1.009,00

TK-97 LM:
Mini-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 10 mm, Licht
Kompaktglasstab, Durchzugskraft 18 W bzw. 21 W ab SN-01475
459 060 | 1 Stck. | € 1.090,00
€ 850,00

TK-98 LM:
Midi-Turbine mit Multiflex-Anschluss, Ø Kopf 11,5 mm, Licht
Kompaktglasstab, Durchzugskraft 21 W bzw. 24 W ab SN-02151
459 061 | 1 Stck. | € 1.090,00
€ 850,00



ab **850,-**

Synea Power Edition **NEU**

Die Synea Power Edition mit einer 1:4 Übersetzung wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen, wie beispielsweise die Entfernung von kariösem Material, Kavitäten, Füllungen, Kronen und Brücken konzipiert. Diese Schnellläuferwinkelstücke mit einzigartigem schwarzem Druckknopf sind besonders robust und langlebig. Sie haben eine sehr hohe Schneidleistung für eine bessere Abtragsleistung. Das neue Spannsystem hat eine 20% ige höhere Spannkraft. Mit der Synea 900-Serie hat W&H drei besonders leistungsstarke Schnellläufer, die für die härtesten Materialien geeignet sind. Das Monoblock-Design sorgt für eine bessere Hygiene. Die HeatBlocker Technologie hält den Druckknopf kühl. Vision mit Licht WK-900 LT einer besonders robusten ScratchBlocker Beschichtung, Garantie: 36 Monate, Fusion mit Licht WG-900 LT, Garantie: 24 Monate, Fusion ohne Licht WG-900 A, Garantie: 24 Monate.

Synea Power Winkelstück Vision
mit Licht WK-900 LT
459 082 | 1 Stck. | € 1.769,00
€ 1.110,00

Synea Power Winkelstück Fusion
mit Licht WG-900 LT
459 083 | 1 Stck. | € 1.339,00
€ 840,00

Synea Power Winkelstück Fusion
ohne Licht WG-900 A
459 084 | 1 Stck. | € 1.049,00
€ 675,00



ab **675,-**

Proxeo Ultra

Set Q-Link:

- Steuergerät mit Kühlmitteltank
 - Fußsteuerung C-NW
 - Handstück Q-Link PB-5 LQ
 - Spitzensortiment (1UQ, 2UQ, 1PQ, 1IQ)
 - Spitzenwechsler
- 759 002 | 1 Stck. | € 2.699,00
€ 2.376,00



2.376,-

Proxeo Twist Cordless PL-40 HW

Aktionspaket:

- Antriebshandstück
- Kabellose Fußsteuerung
- Handstückablage
- Ladegerät mit Adapter
- Winkelstückaufsatz LatchShort (PL-66 W)
- +144 Prophy-Kelche weich (apfelgrün)

759 013 | 1 Pckg. | € 1.625,00
€ 1.199,00

AKTION
INKLUSIVE 1 PACKUNG
PROPHY-KELCHE WEICH
(APFELGRÜN) IM WERT
VON € 89,-

- Flexibel arbeiten ohne Kabel
- Einfache Drehzahlregulierung mit kabelloser Fußsteuerung
- Optimale Drehzahl für schonendes und effizientes Polieren/Reinigen
- Drei verschiedene Hand- und Winkelstückaufsätze
- Weniger Aerosol durch rotierendes Polieren



1.199,-

Proxeo Twist LatchShort

Aktionspaket:

- 1 Prophylaxe Winkelstück WP-66 W, 4:1
- +144 Prophy-Kelche weich (apfelgrün)

759 009 | 1 Paket | € 601,00
€ 399,00

AKTION
INKLUSIVE 1 PACKUNG
PROPHY-KELCHE WEICH
(APFELGRÜN) IM WERT
VON € 89,-

- Bis zu 4 mm geringere Arbeitshöhe
- Komfortables Druckknopfspannsystem
- Langlebig durch perfekte Abdichtung



399,-



AUSLIEFERUNG ERFOLGT
DIREKT DURCH FIRMA W&H



PROPHYflex™ 4

PROPHY Box

- 1 PROPHYflex™ 4 (Multiflex-Anschluss)
- 80 Sticks PROPHYpearls neutral
- 80 Sticks PROPHYpearls Selection

Wave

282 015 | 1 Pckg. | € 1.375,00
€ 999,00

Lime

282 016 | 1 Pckg. | € 1.375,00
€ 999,00

Flamingo

282 017 | 1 Pckg. | € 1.375,00
€ 999,00



Die KaVo Kerr PROPHY Box vereint die KaVo Prophylaxe-Lösung mit den passenden Kerr Materialien in einem Paket – für effiziente Prophylaxe

AKTION*

BEIM KAUF EINES PROPHYFLEX™ 4 PERIO KITS SIND 4 FLASCHEN PROPHYFLEX™ PERIO POWDER À 100 G IM WERT VON € 99,80 IM PREIS ENTHALTEN.

* Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen

Perio Kit:

- 3 perio tip
- 1 Adapter perio tip
- 1 Schlüssel (zum Aufschrauben des perio tips)
- 1 Düsenadel
- 2 Pulverbehälter
- 2 Gummiverschlüsse subgingival (pink)
- 20 g PROPHYflex™ Perio Pulver

282 011 | 1 Pckg. | € 350,00
€ 289,00



999,- **KAVO**
Dental Excellence

Air-N-GO® easy Airpolisher

Technische Daten:

Spül- und Luftdurchflussmenge:
15 ml/Min. (+/- 5 ml/Min.)
max. Luftdruck 3–4 bar
Garantie: 2 Jahre

Lieferumfang:

- 1 Air-N-GO® easy Handstück
- 1 Adapter, 1 Supra Düse 120°
- 1 Pulverflasche CLASSIC neutral, 250 g
- 1 Air-N-GO® easy Kit (Silikonfett, 3 Pinsel für Silikonfett, Ersatzdichtungen, Spritze und Kanüle, 2 Reinigungsadneln)

F10102 mit W+H Adapter

138 533
1 Stck. | € 1.349,00
€ 999,00

F10100 mit KaVo Multiflex Adapter

559 080
1 Stck. | € 1.349,00
€ 999,00

F10101 mit Sirona Adapter

559 081
1 Stck. | € 1.349,00
€ 999,00

999,-

-26%



acteon

DENTO-PREP™

DENTO-PREP™

inkl. Schnellkupplung und Schlauch
(Bitte zusätzlich entsprechenden Connector mit bestellen)

398 090 | 1 Stck. | € 255,00
€ 199,00



Mikro-Pulverstrahlgerät

199,-

RÖNVIG
Dental Mfg. A/S

Airsonic® Mini Sandblaster

-26%

- Zum Aufrauen der Klebeflächen von Kronen, Brücken, Brackets, Stiften etc.
- Gründlich aufgeraute Klebeflächen für eine optimale Haftung verschiedener Materialien
- Ideal für alle Metalle und Keramiken
- Auch zum Entfernen von Zementresten aus Kronen und Brücken

Airsonic® Mini Sandblaster Set:

- Sandblaster, 60° Düse
 - 20 g Aluminiumoxid (50 µm)
- 022 028 | 1 Set | € 309,00
€ 229,00



Handliches Sandstrahlgerät

229,-

HÄGER
WERKEN

Perio-Mate

-32%

Lieferumfang:

- Perio-Mate Gerät (Pulverkammer und Handstück)
- 40 Stck. sterile Einweg-Düsenspitzen
- 100 g Flasche Perio-Mate Powder
- 1 Reinigungsset
- 1 Fläschchen Öl
- 1 Ersatz-Pulverkammerdeckel



für KaVo Multiflex Kupplung
459 050 | 1 Stck. | € 1.079,00
€ 729,00

für Sirona Schnellkupplung
459 051 | 1 Stck. | € 1.079,00
€ 729,00

für W&H RotoQuick Kupplung
459 052 | 1 Stck. | € 1.079,00
€ 729,00

729,-

NSK

Prophy-Mate neo

Garantie: 12 Monate.

Lieferumfang:

- Handstück mit 60°- und 80°-Düsen
- Reinigungsbürste
- Draht und Düsendrähle
- 5 x 15 g Sticks FLASHpearl Reinigungspulver
- Pulverbehälterdeckel
- Schraubschlüssel zum Wechseln der Düse



für KaVo MULTIFlex Kupplung
598 053 | 1 Stck. | € 919,00
€ 629,00

für Sirona Schnellkupplung
598 054 | 1 Stck. | € 919,00
€ 629,00

für W&H Kupplung
917 020 | 1 Stck. | € 919,00
€ 629,00

629,-

NSK

Newtron® P5XS

**ÜBER
-31%**

Garantie: 2 Jahre.

- Die spezielle Härte der Spitzen entspricht nahezu dem Zahnschmelz
- Automatische Leistungseinstellung und perfekt kontrollierte Vibrationen dank der Newtron®-Technologie
- Der Anwender profitiert vom verbesserten Tastsinn
- Größtes Spitzensortiment mit höherer Wirksamkeit selbst bei niedriger Leistung – für die verschiedensten klinischen Anwendungen

Extra Handstück für extra hohe Hygiene

- Ergonomische Form in jeder Griffposition, mit flexiblem Schlauch
- Innenseite aus Titan, dadurch extrem korrosionsfest
- B.LED: Sichtbarmachung von Plaque und hervorragende Ausleuchtung der Mundhöhle
- Der Kopf des Handstücks ist austausch- und autoklavierbar
- 6 Hochleistungs-LEDs
- Zahnerhalt dank perfekter Ultraschallschwingungen und hochwertigen Stahlspitzen
- Schnelle und sichere Identifikation
- Präzise und schmerzfreie Beseitigung des Zahnsteins

Newtron® P5XS:

- Mit Slim B.LED-Handstück (je ein weißer und blauer LED-Ring)
- 5 x 1,5 ml Kit Plaque-Indikator F.L.A.G.
- Autoklavierbarer Universalschlüssel
- 3 Spitzen Nr. 1, 1S, H3
- 300 ml Flüssigkeitsbehälter
- Fest angeschlossener Fußschalter
- Zubehör für die Inbetriebnahme

698 058 | 1 Stck. | € 2.750,00
€ 1.899,00

Handstück Newtron® Slim B.LED
weißer LED-Lichtring
243 665 | 1 Stck. | € 850,00
€ 529,00



1.899,- **acteon**

MyLunos® Set Supra

Lieferumfang:

- MyLunos® Pulver-Wasserstrahlgerät inkl. Düse Supra
- Pulverbehälter in Blau mit Ablage
- Lunos® Prophylaxepulver Gentle Clean (180 g)
- O-Ring Set
- Prophylaxekanüle
- Adapterset zur manuellen und maschinellen Aufbereitung

mit KaVo Anschluss
013 005 | 1 Stck. | € 1.575,00
€ 1.299,00

mit Sirona Anschluss
013 006 | 1 Stck. | € 1.575,00
€ 1.299,00

mit NSK Anschluss
013 007 | 1 Stck. | € 1.575,00
€ 1.299,00



Zur sanften, effektiven Entfernung von supragingivalen Verfärbungen

1.299,- **DÜRR DENTAL**

AIR-FLOW® Handy 2+

799,-

Garantie: 12 Monate.

Lieferumfang

- AIR-FLOW® Handy 2+ mit 120° Düse
- Verschlusskappe
- Wartungsset
- 300 g AIR-FLOW®

KaVo anthrazit

698 895 | 1 Stck. | € 959,00
€ 799,00

Sirona anthrazit

698 898 | 1 Stck. | € 959,00
€ 799,00



AIR-FLOW® Handy 3.0

999,-

Lieferumfang:

- 1 AIR-FLOW® Handy 3.0
- 1 Sprayhandstück AIR-FLOW® 120°
- 300 g Flasche AIR-FLOW® Pulver CLASSIC
- 1 Nachfüllvorrichtung AIR-FLOW® Easy Fill 3.0
- 1 Reinigungsvorrichtung AIR-FLOW® Easy Clean
- 1 Wartungsset

KaVo

559 000 | 1 Stck. | € 1.199,00
€ 999,00

Sirona

559 001 | 1 Stck. | € 1.199,00
€ 999,00



AIR-FLOW® Station

Die kompakte Prophylaxe-Station. Alle Kabel und Schläuche finden in der Station Platz. Kompatibel mit AIR-FLOW Prophylaxis Master und AIR-FLOW ONE.

Technische Daten:

Maße (B x H x T): 33,0 x 81,0 x 36,0 cm
Gewicht: 8 kg
Benötigt Anschluss an Wasser, Luft und Stromversorgung
Herstellergarantie: 1 Jahr

Lieferumfang

- 1 Wagen
- 1 Kabelhülle
- 1 Installationskit

141 721 | 1 Stck. | € 1.138,00

1.138,-



AIR-FLOW® Station+

Die kompakte All-in-One-Prophylaxestation in einem futuristischen Design. Das direkt in den Wagen integrierte, unabhängige Wasserversorgungssystem verbessert die Ergonomie, ohne dass ein externer Wasseranschluss erforderlich ist.

Lieferumfang

- Wagen
- 800 ml Wasserflasche
- Luftfilter-Kartusche
- Kabelführung (1,6 m)
- Installationskit

243 652 | 1 Stck. | € 1.089,00

1.089,-



AIR-FLOW® Prophylaxis Master

Das Gerät verfügt über AIRFLOW® und PIEZON Ultraschall und stellt somit eine umfassende Lösung für die Prophylaxe- und Parodontalbehandlung dar. Das Gerät zeichnet sich durch seine einzigartige Ergonomie, hohe Präzision, einfachste Wartung und Kompatibilität aus. Das AIRFLOW® MAX Handstück reinigt und poliert in einem Schritt. Das PERIOFLOW Handstück ist in Verbindung mit dem PERIOFLOW und PLUS Pulver für die subgingivale Entfernung von Biofilm geeignet. Mit dem PIEZON Handstück entfernt man effektiv Zahnstein im supra- und subgingivalen Bereich.

Technische Daten:

Maße (B x H x T): 26,0 x 24,5 x 29,0 cm
Gewicht: 2,8 kg
Luftversorgung: trocken, ölfrei, 4,5 – 7 bar
Wasserversorgung: 2 – 5 bar
Herstellergarantie: 2 Jahre

Lieferumfang

- Gerät
- 1 AIRFLOW® MAX Handstück
- 1 PLUS Pulverkammer
- 1 CLASSIC Pulverkammer
- 3 x 400 g AIRFLOW® PLUS Pulver
- 2 x 300 g AIRFLOW® CLASSIC Lemon Pulver
- 1 ClasenUno Spiegelkanülen
- 1 PERIOFLOW Handstück
- 10 PERIOFLOW Düsen
- 1 Düsenentferner
- 1 PIEZON LED Handstück
- 3 PIEZON PS Instrument
- 1 PIEZON PI Starter Kit
- 4 PIEZON Lichtleiter
- 1 PIEZON 800 ml Flasche
- 1 PIEZON PS Instrument Training Tool
- 1 NIGHT CLEANER Flasche
- 1 NIGHT CLEANER Nachfüllung 800 ml
- 2 Clip + Clean
- 1 EasyClean
- je 2 Wasser- und Luftfilter
- 1 Wartungsset
- 1 BIOFILM Discloner
- 1 kabelloser Fußschalter

141 720 | 1 Stck. | € 9.166,00

9.166,-



AIR-FLOW® One Premium with Bluetooth

Pulverstrahlgerät für die Anwendung im Rahmen der zahnärztlichen Prophylaxe. Das Gerät wurde für eine intensive professionelle Anwendung entwickelt. Das Gerät enthält ein AIRFLOW® MAX Handstück zum reinigen und polieren in einem Schritt, sowie ein PERIOFLOW Handstück das in Verbindung mit dem PERIOFLOW und PLUS Pulver für die subgingivale Entfernung von Biofilm geeignet ist. Es verfügt über ein Heizsystem mit einstellbarer Wassertemperatur und hat eine lange Lebensdauer durch Pulverleitungen aus chirurgischem Edelstahl.

Technische Daten:

Maße (B x H x T): 21,0 x 24,5 x 29,0 cm
Gewicht: 2,6 kg
Luftversorgung: trocken, ölfrei, 4,5 – 7 bar
Wasserversorgung: 2 – 5 bar
Herstellergarantie: 1 Jahr

Lieferumfang

- Gerät
- 1 AIRFLOW® MAX Handstück
- 1 PLUS Pulverkammer
- 1 CLASSIC Pulverkammer
- 3 x 400 g AIRFLOW® PLUS Pulver
- 2 x 300 g AIRFLOW® CLASSIC Lemon Pulver
- 1 ClasenUno Spiegelkanülen
- 1 PERIOFLOW Handstück
- 20 Düsen
- 1 Düsenentferner
- 1 NIGHT CLEANER Flasche
- 1 NIGHT CLEANER Nachfüllung 800 ml
- 2 Clip + Clean
- 1 EasyClean
- je 2 Wasser- und Luftfilter
- 1 Wartungsset
- 1 BIOFILM Discloner
- 1 kabelloser Fußschalter

343 369 | 1 Stck. | € 7.209,00

7.209,-



EMS⁺

iPex II

Komplettset:

- 1 Steuergerät
- 1 Messkabel
- 3 Feilclip
- 3 Lippenhaken
- 3 Mangantrockenbatterien AAA

259 049 | 1 Set | € 899,00
€ 569,00

-36%

Technische Daten:
Stromversorgung: 1,5V AAA-Batterien (LR03 oder R03)
Dauerbetrieb: ca. 60 Stunden
Maße (B x T x H): 60 x 60 x 86,5 mm
Gewicht: 76 g (Steuergerät ohne Batterie)
Garantie: 12 Monate



569,-

NSK

CanalPro Jeni

Komplett-Set:

- Steuergerät
- Motor mit Apex Messkontakt
- Winkelstück 1:1
- Bluetooth Fußschalter
- Netzteil
- Apexkabel-Set
- Haltebügel Apexkabel

079 020 | 1 Pckg. | € 3.395,00
€ 2.399,00

ÜBER -29%

Digitales
Assistenz-
System
zur Kanal-
aufbereitung

Beim Kauf eines CanalPro Jeni haben Sie die Möglichkeit, an einer kostenlosen Schulung teilzunehmen.



2.399,-

COLTENE

Dual Pex

Lieferumfang:

- Dual Pex Apex Locator
- 2 Lippenclips
- 1 Tester
- 2 Feilclips
- 1 Messkabel
- 1 Netzteil mit Adapter

150 006 | 1 Pckg. | € 425,00
€ 333,00

- Robustes und kompaktes Design, gut lesbares 3,5" LCD-Farbdisplay
- Präzise Lokalisierung der Feilenposition selbst in trockenen oder feuchten Wurzelkanälen
- Visuelle und akustische Signale in Echtzeit
- Einstellbare apikale Begrenzung (Bezugspunkt)
- Übertragung der Feilenposition auf das Display von Dual Move™



333,-

Dual Move

Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Winkelstück
- 1 Handstückhalterung
- 1 Datenübertragungskabel
- 1 Ladegerät
- 1 Sprühkopf
- 1 Silikonmuffe

150 005 | 1 Pckg. | € 840,00
€ 635,00

- Vorbeugung eines Instrumentenbruchs
- 6 programmierbare Speicherplätze mit Einstellung der Geschwindigkeit, der Rotationsrichtung und des maximalen Drehmoments
- Für alle NiTi-Feilen geeignet
- Zwei Bewegungsmodi: kontinuierliche Rotation oder reziproke Bewegungsrichtung
- Einfache Handhabung, optimale Anpassung an Rechts- und Linkshänder
- Modular, im autonomen Betrieb oder in Kombination mit Dual Pex




COLTENE
MicroMega

635,-

VÖLLIG UNVERBINDLICHER UND KOSTENLOSER TEST
ÜBER DEN COLTENE AUßENDIENST VORAB MÖGLICH!

Apex Connect Apex-Lokator **NEU**

Elektronischer Apex-Lokator „Apex Connect“ mit Echtzeit-Ansichten der Arbeitslänge über ein Vollfarbdisplay. Intelligente Licht- und Tonanzeigen warnen wenn man näher an den Apex kommt. Automatische Selbstkalibrierung. Kann mit dem elements Connect Endomotor verbunden werden.

Apex Connect Kit:

- 1 Hauptgehäuse
- 1 Sondenkabel
- 5 Lippenhaken
- je 1 Feilenhalter-Adapter
- Feilenhalter A+B
- Netzteil
- Ladekabel

036 055

1 Pckg. | € 999,00
€ 799,00



-40%
gegenüber Einzelkauf

Apex Connect Kit

+

elements™ Connect Kit

036 057 | 1 Pckg. | € 2.998,00
€ 1.789,00

elements™ Connect Endodontiegerät **NEU**

Tragbarer kabelloser Endomotor mit zwei herausnehmbaren und wiederaufladbaren Batterien für den Dauerbetrieb. 14 Speicherplätze: 9 Plätze sind voreingestellt und 5 Plätze sind individuell anpassbar. Adaptive, reziproke und rotierende Bewegungen, sodass das Gerät für alle führenden Shaping-Marken auf dem Markt verwendet werden kann. Bei Verwendung mit Apex Connect bietet die Lichtanzeige des Handstücks Echtzeit-Feedback während der Formgebung.

Cordless Motor Kit -EU:

- 1 Motor Handstück
- 2 Akku
- 1 Winkelstück
- 1 Ladestation
- 1 Netzteil
- 1 Ladekabel

036 056 | 1 Pckg. | € 1.999,00
€ 1.699,00



799,-

Kerr™

1.699,-

DIAGNOcam™

Lieferumfang:

- DIAGNOcam™ Vision Full HD (Kabellänge 2,5 m) zur Stand Alone Verwendung am Laptop oder Computer
- 1 Tip Vision Full HD
- 1 Fluoreszenzhaube Vision Full HD
- 1 Tischablage Vision Full HD
- 100 Einwegschutzhüllen Vision full HD

643 048 | 1 Pckg. | € 5.499,00
€ 4.999,00



4.999,-

KAVO
Dental Excellence

Cavitron® Select SPS

- Patentierte SPS-Technologie zur Stabilisierung der Leistung in allen Leistungseinstellungen
- „Blue Zone“ zum schonenden Arbeiten im reduzierten Leistungsbereich
- „Power Boost“ zur temporären Leistungsverstärkung bei Bedarf
- Frequenz: 30 kHz; für alle 30 kHz Cavitron®-Einsätze
- Optionales Arbeiten mit Spüllösungen möglich
- Plug & Play-System (lediglich Stromanschluss erforderlich)
- Sicherer Schutz vor Kreuzkontaminationen durch abnehmbares, autoklavierbares, um 330° drehbares Steri-Mate Handstück (613 119)
- Bis 134 °C autoklavierbar
- Herstellergarantie: 2 Jahre

Cavitron® Select SPS mit Wassertank und Pumpe:

- Steri-Mate Handstück
- Cavitron® Powerline 1000
- Fußanlasser
- Netzteil

088 085 | 1 Stck. | € 3.790,00
€ 3.199,00



Transportabler Ultraschall-Scaler für die allgemeine supra- & subgingivale Belagtferrnung

3.199,-

HÄGER
WERKEN

X-Smart® Pro+ Endo-Motor mit integriertem Apex Locator

NEU

-25%

188 039 | 1 Pckg. | € 2.830,00
€ 2.099,00



ab 2.099,-

X-Smart® Pro+ WaveOne Gold Kit
288 086 | 1 Pckg. | € 2.900,00
€ 2.169,00

- Lieferumfang:**
- X-Smart® Pro+ Motor mit Mini-Winkelstück (Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter) Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel)
 - WaveOne Gold Treatment Solution Kit
 - 4 x WaveOne® Gold Sequenzblister
 - Ein-Patienten-Sequenz à 3 Feilen
 - 6 x WaveOne® Gold Glider-Feile, 25 mm
 - 6 x WaveOne® Gold Small-Feile, 25 mm
 - 6 x WaveOne® Gold Primary-Feile, 25 mm
 - 6 x WaveOne® Gold Medium-Feile, 25 mm
 - 3 x WaveOne® Gold Large-Feile, 25 mm
 - 1 x WaveOne® Gold Papierspitzen Primary (180 Stck.)
 - 1 x WaveOne® Gold Conform Fit® Guttapercha Sortiment (60 Stck.)
 - 10 x Dentsply Sirona Spülkanüle
 - AH Plus Jet® Starter Kit
 - 1 x AH Plus Jet Mixing Spritze 15g
 - 20 x Mischkanülen
 - 20 x Intra Oral Tips
 - 1 x Mischblock
 - 1 x Bildgebrauchsanleitung
 - 1 x Organisationsablage

X-Smart® Pro+ ProTaper Ultimate Kit
288 087 | 1 Pckg. | € 2.900,00
€ 2.169,00

- Lieferumfang:**
- X-Smart® Pro+ Motor mit Mini-Winkelstück (Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter) Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel)
 - ProTaper Ultimate™ Treatment Solution Kit
 - 4 x ProTaper Ultimate™ (Slider, Shaper, F1, F2, F3), 25 mm
 - 6 x ProTaper Ultimate™ SX Feile, 19 mm
 - 6 x ProTaper Ultimate™ Slider Feile, 25 mm
 - 6 x ProTaper Ultimate™ Shaper Feile, 25 mm
 - 6 x ProTaper Ultimate™ F1 Feile, 25 mm
 - 6 x ProTaper Ultimate™ F2 Feile, 25 mm
 - 1 x ProTaper Ultimate™ Papierspitzen Sortiment (180 Stck.)
 - 1 x ProTaper Ultimate™ Conform Fit® Sortiment (60 Stck.)
 - 10 x Dentsply Sirona Spülkanüle
 - AH Plus Jet® Starter Kit
 - 1 x AH Plus Jet Mixing Spritze 15g
 - 20 x Mischkanülen
 - 20 x Intra Oral Tips
 - 1 x Mischblock
 - 1 x Bildgebrauchsanleitung
 - 1 x Organisationsablage

X-Smart® Pro+ TruNatomy Kit
288 088 | 1 Pckg. | € 2.900,00
€ 2.169,00

- Lieferumfang:**
- X-Smart® Pro+ Motor mit Mini-Winkelstück (Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter) Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel)
 - TruNatomy™ Treatment Solution Kit
 - 4 x TruNatomy™ Sequenzblister (Orifice Modifier, Glider, Prime), 25 mm
 - 6 x TruNatomy™ Orifice-Modifier-Feile, 25 mm
 - 6 x TruNatomy™ Glider-Feile, 25 mm
 - 6 x TruNatomy™ Small-Feile, 25 mm
 - 6 x TruNatomy™ Prime-Feile, 25 mm
 - 6 x TruNatomy™ Medium-Feile, 25 mm
 - 1 x TruNatomy™ Papierspitzen Sortiment (180 Stck.)
 - 1 x TruNatomy™ Conform Fit® Guttapercha Sortiment (60 Stck.)
 - 10 x Dentsply Sirona Spülkanüle
 - AH Plus Jet® Starter Kit
 - 1 x AH Plus Jet Mixing Spritze 15g
 - 20 x Mischkanülen
 - 20 x Intra Oral Tips
 - 1 x Mischblock
 - 1 x Bildgebrauchsanleitung
 - 1 x Organisationsablage

Neuer Motor von Dentsply Sirona

NEUER GOLDSTANDARD!



MAILLEFER

Der perfekte Partner für alle endodontischen Feilensysteme von Dentsply Sirona und VDW, sowohl im rotierenden als auch im reziproken Modus. Der integrierte Echtzeit-Apex Locator gibt dem Behandler Sicherheit für eine akkurate Aufbereitung. Die Touchscreen-Benutzeroberfläche bietet einfachen Zugang zu den idealen Einstellungen für die passenden Feilen. Die Einstellungen können selbst gewählt werden und die Firmware ist aktualisierbar, für die Behandlungslösungen von morgen.

Patentierter sensorloser Motor-Steuerung
Kontinuierliche 360°-Rückmeldung der Motordrehzahl, des Drehmoments und der Bewegung sorgen für eine Stabilitätskontrolle. **Dies gewährleistet eine ruhige, stabile und sanfte Feilenbewegung.** Die Feilensysteme von Dentsply Sirona und von VDW bieten in Kombination mit dem X-Smart Pro+ **deutlich bessere Leistung und Sicherheit.***

Integrierter Echtzeit-Apex Locator mit Dynamic Accuracy-Technologie™
Bietet die gleiche Präzision der Längenmessung während der maschinellen Aufbereitung wie bei der herkömmlichen Messung mit einer Handfeile.

Kleines 360° drehbares Mini-Winkelstück mit integrierter LED

- Hervorragende Sichtbarkeit & Zugänglichkeit
- Benutzerfreundliche Touchscreen-Oberfläche
- Einfache Navigation mit Handschuhen
- Aktualisierbare Firmware und 3 Jahre Garantie

* Im Vergleich zur Verwendung von ProTaper Ultimate™ und WaveOne® Gold Feilen mit Wettbewerbsmotoren.



-21%

1.879,-



Gutta-Smart™

Gutta-Smart™ Kit:

- 1 Flow-Handstück
- 1 Pack-Handstück
- 1 Basisstation
- je 1 Gutta-Smart™ Conform Fit Guttapercha Kartuschen 20G, 23G (je 1 Blister mit 10 Kartuschen)
- 3 Elektrische Hitzeplugger (klein, mittel, groß)
- 1 Gutta-Smart™ Flow-Heizelement
- 1 Kanülenbiegewerkzeug
- 1 Netzwerkadapter
- 4 Steckeradapter (Typ A, C, G, I)
- 2 Verschlusskappen

988 650 | 1 Pckg. | € 2.390,00
€ 1.879,00



Raypex® 6

Technische Daten:
Gewicht: 350 g
Maße (B x L x H): 101 x 110 x 27 mm
(ausgeklappt 97 mm)
Akkubetrieb
Garantie: 1 Jahr
Zubehörteile 6 Monate

Raypex® 6 Kit:

- 1 Raypex® 6 Apexlokator
- 1 Messkabel
- 2 Lippenclips
- 2 Feilenklemmen
- 1 Feilenlanzette
- 1 Netzteil
- 1 Prüfstecker für Funktionsprüfung

058 006 | 1 Kit | € 835,00
€ 799,00

SOLANGE VORRAT REICHT.

High-Tech Apexlokator
für eine präzise
Längenbestimmung



799,-

GUTTAFUSION® Ofen 230 V

Ofen zur sekundenschnellen Erwärmung von zeitgleich bis zu zwei Obturatoren. Kontrolliert ausfahrende Obturatorenhalter sowie optische und akustische Signalhinweise ermöglichen einen schnellen Einsatz der GUTTAFUSION® Obturatoren. Der spezielle Reinigungsmodus und das übersichtliche Display sind besondere Merkmale der Benutzerfreundlichkeit.

159 634 | 1 Pckg. | € 495,00
€ 399,00

SOLANGE VORRAT REICHT.

399,-



Ofen zur sekundenschnellen
Erwärmung von zeitgleich
bis zu zwei Obturatoren



EyeSpecial C-V

NEU

Die fünfte Generation der jetzt noch kompakteren, leichten Kamera ist mit einer Wi-Fi-Funktion ausgestattet, mit der Sie Daten direkt auf dem Computer speichern können. Auch die Videofunktion wurde erweitert und regelt die Schärfe der Aufnahme jetzt mit einem kontinuierlichen Autofokus. Konzentrieren Sie sich auf Motiv und Auslösen – alles andere nimmt Ihnen die Kamera ab.

Highlights der neuen SHOFU EyeSpecial C-V sind:

Schnelle, intuitive Menüführung, Brillantes Display, neun Aufnahmemodi, Videofunktion, Wi-Fi-Funktion für Bildübertragung, Automatische Blitzsteuerung, Optionaler Polfilter zum Aufstecken, QR-Code Funktionen.

Lieferumfang:

- Kamera EyeSpecial C-V
- Makro-Linse (49 mm) von Kenko
- Objektivdeckel, Handriemen
- 16 GB SDHC-Speicherkarte
- SHOFU-Graukarte
- Benutzerhandbuch, Quick Reference (Kurzbedienungsanleitung), wichtige Sicherheitshinweise

EyeSpecial C-V	172 004	1 Stck.	€ 2.950,00
			€ 2.499,00
EyeSpecial C-V Koffer	172 005	1 Stck.	€ 210,00
			€ 185,00



Die Dentalkamera – jetzt mit Wi-Fi



2.499,-

DIGITEST® 3

- Mikroprozessor erzeugt sanfte, gepulste Wellenform
- Erzeugt Reaktion unterhalb der Schmerzschwelle des Patienten
- Sondeneinsätze sind autoklavierbar
- Garantie 12 Monate

Lieferumfang:

- 1 Handstück mit installierter 9V Batterie
- je 1 Sondeneinsatz standard lang, standard kurz, labial, lingual
- 1 Lippenklemme

559 089	1 Pckg.	€ 589,00
		€ 499,00



Elektrischer, batteriebetriebener Vitalitätstester



499,-

parkell®

Turbo SENSOR™

-20%

Lieferumfang:

- Turbo SENSOR Basisstation mit Netzanschluss und Wasseranschluss
- 2 autoklavierbare Handstücke (ohne Einsätze)
- 10 Wasserfilter

559 026	1 Stck.	€ 1.129,00
		€ 899,00

899,-

Transportables Ultraschall-reinigungsgerät für die sub- und supragingivale Zahnsteinentfernung



Edelstahl Inserts für 30 kHz-Geräte:

Universal (1.)	659 074	1 Stck.	€ 167,00
			€ 135,00
Perio (2.)	659 075	1 Stck.	€ 176,00
			€ 139,00
gebogen rechts (3.)	659 076	1 Stck.	€ 204,00
			€ 159,00
gebogen links (4.)	659 077	1 Stck.	€ 204,00
			€ 159,00



ab **135,-**

parkell®

25% SPAREN BEI DIESEN LAMPEN!

M+W select SUPERLITE COLOR PEN

Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
 Lichtintensität: bis 1.100 mW/cm²
 Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm
 Gewicht Handstück: 100 g
 Akku: Li-Ion Batterie (800 mAh)
 Garantie: Lampe 24 Monate /
 Akku 6 Monate / Lichtleiter keine Garantie

Lieferumfang:

- 1 Handstück mit eingebautem Akku
- 1 Ladekabel
- 1 Lichtleiter 8 mm
- 1 Blendschutzschild
- 1 Wandhalter aus Kunststoff

weiß	200 000
orange	200 001
lichtgrün	200 002
blau	200 003
lila	200 004
rosa	200 005
grau	200 006
je Stck.	€ 185,00 € 139,00



139,-

M+W select SUPERLITE HOCHLEISTUNGS-LED-LAMPE

Die kabellose Hochleistungs-LED-Lampe eignet sich hervorragend für die professionelle und zeitsparende Aushärtung aller Füllungswerkstoffe innerhalb von 3 Sekunden. Für eine optimale Aushärtung in einem sehr breiten Wellenlängenbereich von 410 – 490 nm sorgen 3 Breitband-LEDs. Somit ist diese Lampe für alle marktüblichen Lichthärtenden Materialien hervorragend einsetzbar. Sie haben dabei die Wahl zwischen 2 Aushärtungsmodi. Deren Auswahl ist erkennbar an einem farbigen Ring am Handstück.

1. Ramp – der Softstart Modus: hier steigt die Leistung in den ersten 3 Sekunden an und erreicht danach eine Leistung von 1.500 mW/cm². Sie können wählen zwischen 10 Sekunden oder 20 Sekunden Aushärtungszeit. In diesem Modus leuchtet der Indikationsring am Handstück grün.

2. Hyper – der Full-Power Modus: eine maximale Intensität von 3.500 mW/cm² wird in Impulsen erreicht. Erkennbar auch am rot leuchtenden Indikationsring. Sie können wählen zwischen 1 x 3 Sekunden oder 12 x 3 Sekunden Aushärtungszeit. Damit ist die Polymerisationslampe auch zum Befestigen von Brackets hervorragend geeignet.

Technische Daten:

Batterie: starke Li-Ionen Batterie für bis zu 4.000 Sek. Arbeitszeit
 Kopfgröße (H x Ø): 14 x 16 mm
 Handstück (L): 215 mm
 Gewicht: 215 g
 Garantie: 24 Monate

Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Ladeadapter
- 50 Einweghüllen
- 1 Handstückhalter
- ausführliche Gebrauchsanleitung

schwarz	200 089
weiß	200 090
je Stck.	€ 599,00 € 449,00



NEU

449,-

M+W select SUPERLITE POWER PEN

Lieferumfang:

- 1 Handstück mit eingebautem Akku
- 1 Ladekabel
- 1 Lichtleiter 8 mm
- 1 Blendschutzschild
- 1 Handteilhalter (Kunststoff)

silber	200 025
weiß	200 026
schwarz	200 027
je Stck.	€ 229,00 € 169,00



Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
 Lichtintensität: bis zu 1.100 mW/cm²
 Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm
 Gewicht Handstück: 100 g
 Länge Handstück ohne Lichtleiter: 148 mm
 Durchmesser Handstück: max. 25 mm
 Akku: Li-Ionen Batterie (800 mAh)
 Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate



169,-

M+W select SUPERLITE 1300

Technische Daten:

Durchmesser Lichtleiter: 8 mm
 Lichtintensität: max. 1.300 mW/cm²
 Wellenlängenbereich: 430 – 490 nm
 Gewicht: Ladegerät: 560 g,
 Handstück: 245 g
 (inkl. Akku und Lichtleiter)
 Länge Handstück:
 196 mm (inklusive Lichtleiter)
 Maße Ladestation (L x B x H):
 180 x 130 x 66 mm
 Akku: Li-Ion 2200 mAh,
 3,7 V (4.000 Belichtungszyklen)
 Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Ladestation
- 1 Akku
- 1 Lichtleiter
- 1 Schutzschild

100 045	1 Stck.	€ 345,00
		€ 258,00

Bleaching Lightguide		
100 046	1 Stck.	€ 59,50
		€ 46,50

4 verschiedene Modi



258,-

ALT GEGEN NEU

VALO™ LED-Polymerisationsleuchten

Technische Daten:

Länge:
VALO™ Corded: 23,5 cm
VALO™ Cordless & Grand: 20,3 cm
VALO™ X: 22,6 cm
Gewicht:
VALO™ Corded: 115 g
VALO™ Grand & VALO™ Cordless:
150 g (ohne Batterien)
VALO™ X: 108 g (ohne Batterien)

Leuchtenkopf: H 11,4 mm, B 13,3 mm
VALO™ X: 14,5 mm, 15,5 mm
Ø Linse:
VALO™ & VALO™ Cordless: 9,8 mm
VALO™ Grand & VALO™ Grand Cordless: 11,7 mm
VALO™ X: 12,5 mm
Wellenlängen-Spektrum: 380 – 515 nm
Garantie: 5 Jahre



ab **799,-***

* bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes



VALO™ Corded

(1 Polymerisationsleuchte mit Kabel ca. 2,13 m,
1 Universal-Netzteil mit Kabel ca. 1,83 m, 1 Handstück-
Halter, 15 Hygieneschutzhüllen, 1 Light Shield):

Schwarz
076 000 | 1 Kit | € 1.299,00
€ 999,00

mit Rückkaufaktion € 799,00*



**€ 200,-
GUTSCHRIFT**
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

VALO™ Cordless

(1 Polymerisationsleuchte, 1 Ladestation inkl. Netzteil,
4 aufladbare Batterien, 1 Handstückhalter,
15 Cordless Hygieneschutzhüllen, 1 Light Shield):

Schwarz
076 010 | 1 Kit | € 1.320,00
€ 999,00

mit Rückkaufaktion € 799,00*



**€ 200,-
GUTSCHRIFT**
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

VALO™ Grand Cordless

(1 VALO Grand LED-Polymerisationsleuchte,
4 Wiederaufladbare Batterien, 1 Batterieladegerät,
1 Ladegerät-Netzteil, 1 Handstückhalter,
15 Hygieneschutzhüllen, 1 VALO Grand Light Shield):

Schwarz
141 592 | 1 Kit | € 1.559,00
€ 1.099,00

Red Rock
343 584 | 1 Kit | € 1.559,00
€ 1.099,00

Midnight
343 583 | 1 Kit | € 1.559,00
€ 1.099,00

Sapphire
643 405 | 1 Kit | € 1.559,00
€ 1.099,00

mit Rückkaufaktion € 899,00*



**€ 200,-
GUTSCHRIFT**
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

VALO™ X NEU

- Hochwertiges Aluminium aus der Luft- und Raumfahrt
- 12,5 mm große Linse deckt jeden Zahn ab
- 12 LEDs
- Einfacher Wechsel zwischen zwei Polymerisations- und Diagnosemodi mit einer Handbewegung oder per Tastendruck
- Flaches, ergonomisches Design; wird nicht warm
- Kabelgebundene oder kabellose Verwendung
- 5 Zubehörlinsen im Lieferumfang enthalten
- 5 Jahre Herstellergarantie

Kit:

1 VALO™ X Polymerisationsleuchte, 1 Batterieladegerät mit 2 aufladbaren Batterien, 5 zusätzliche Linsen, 1 Netzgerät für Batterieladegerät oder Kabeladapter, 1 Kabeladapter, 15 Hygieneschutzhüllen, 1 Handstückhalter, 1 Light Shield

076 020 | 1 Kit | € 1.899,00
€ 1.399,00

mit Rückkaufaktion € 1.199,00*

1.199,-*

* bei Rückgabe Ihres Alt-Gerätes



**€ 200,-
GUTSCHRIFT**
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

SmartLite® Pro®

Technische Daten:

Lichtleistung von ~1250 mw/cm²
Wellenlängenbereich Cure Aufsatz: 450 – 480 nm
(Intensitätsmaximum bei ca. 465 nm)
Handstück mit Akku: 120 Gramm

Einführungspackung:

- 1 Handstück
 - 1 Cure Tip
 - 1 Illumination Tip
 - 2 Akkus
 - 1 Ladestation mit integriertem Radiometer
 - 3 Lichtschutzhüllen
 - Netzteil mit USB-Ladekabel
 - 100 Schutzhüllen
 - Gebrauchsanweisung
 - Aushärtungsübersicht
- 188 088** | 1 Stck. | **€ 1.599,00**
€ 1.249,00

- Verlässliche Resultate
- Flaches Design
- Modulares Konzept
- Moderne Optik



Einführungspackung EndoActivator:

- 1 SmartLite® Pro® Handstück
 - 1 EndoActivator Aufsatz
 - 2 Akkus
 - 1 Ladestation
 - 1 Zubehör-Box (Netzstecker, Adapter, USB-Kabel)
 - Technikkarte
 - 100 Schutzhüllen,
 - je 25 EndoActivator Tips small, medium, medium long
- 288 090** | 1 Stck. | **€ 1.160,00**
€ 945,00

Nachfüllpackung EndoActivator:

- 1 EndoActivator Aufsatz
 - 100 Schutzhüllen
 - je 25 Tips small, medium, medium long
 - Technikkarte
- 288 091** | 1 Stck. | **€ 454,00**
€ 359,00



SmartLite® Pro® Endo-Resto Kit:

Enthält alle drei Aufsätze

- 1 Einführungspackung SmartLite® Pro®
 - 1 Nachfüllpackung SmartLite® Pro® EndoActivator bestehend aus:
1 EndoActivator Aufsatz, 1 Technikkarte, 100 Schutzhüllen, je 25 SmartLite® Pro® EndoActivator Tips small, medium und large
- 188 098** | 1 Stck. | **€ 1.599,00**
€ 1.429,00

GEGÜBER EINEM KAUF DER EINZELKOMPONENTEN IST IM SMARTLITE® PRO® ENDO-RESTO KIT DER NEUE ENDOAKTIVATOR AUFSATZ **UM 50% REDUZIERT!**



1.249,-

Dentsply Sirona

VDW®
MAILLEFER

1.429,-

FlashMax P3

Multifunktional, leistungsstark und sicher: FlashMax P3 ermöglicht die superschnelle Polymerisation von Kompositen mit „Intelligent Automated Functions“ (IAF). Schwenkbar angebrachte Kunststoffansätze sowie die beidseitige Bedienmöglichkeit des ergonomisch geformten Handstücks bieten einen optimalen Zugang zum Behandlungsfeld.

FlashMax P3 Kit:

- FlashMax P3 Handstück
 - Halter mit Ladefunktion
 - 2 Einweg-Schutzhüllen
 - 2 Einweg-Ansätze (Ø 4 und 8 mm)
 - Schutzschild
 - 10 Einweg-Hygienehüllen
 - Netzkabel mit Stecker
 - Gebrauchsanweisung
- 159 095** | 1 Kit | **€ 1.273,00**
€ 999,00

Die weltweit stärkste Polymerisationsleuchte



999,-

LOSER & CO
öfter mal was Gutes...



Medicom®

3M™ Elipar™ DeepCure

Technische Daten (Handteil):

Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku
Nennspannung 3,7 V
nutzbarer Lichtwellenlängenbereich: 430 – 480 nm
Lichtintensität (zwischen 400 und 515 nm): 1.470 mW/cm²
(unabhängig vom Ladezustand des Akkus)
Lichtaustrittsfläche: 60 – 65 mm² (optisch aktiv)
Maße: Ø 28 mm, L 270 mm
Gewicht inkl. Lichtleiter: 250 g (Version S) bzw. 180 g (Version L)
Garantie: 2 Jahre

BIS ZU
-37%

3M™ Elipar™ DeepCure-S (Edelstahlvariante)

Lieferumfang:

- Kabelloses Handstück
- Ladestation (230 V)
- Lithium-Ionen-Akku
- 10 mm Lichtleiter
- Blendschutzschild

020 062 | 1 Stck. | € 1.530,00
€ 979,00

3M™ Elipar™ DeepCure-L (Kunststoffvariante)

Lieferumfang:

- Handstück (mit eingebautem Lithium-Ionen-Akku)
- Universalnetzteil mit 5 Adaptern
- 10 mm Lichtleiter
- Blendschutzschild
- 3 Durchhärtescheiben

020 063 | 1 Stck. | € 815,00
€ 515,00

3M™ Elipar™ DeepCure-S



ab **515,-**

Starlight pro

-29%

Lieferumfang:

- Handstück inkl. Akku
- 8 mm Lichtleiter 45°
- Blendschutz
- Ladegerät
- Netzteil

042 050 | 1 Stck. | € 605,00
€ 429,00

Technische Daten:

Leistungsdichte: 1400 mW/cm² (gemessen mit Cure Rite)
Dominante Wellenlänge: 440 – 465 nm
Maße (L x B x H) Ladestation: 96 x 120 x 58 mm
Handstück (L x Ø): 190 x max. 23 mm
Gewicht: Ladestation 555 g,
Handstück 105 g
Netzteil (Ladestation): 100 – 230 V(AC), 50/60 Hz, 15 VA
Netzteil (Handstück): Wiederaufladbarer
Lithium-Ionen-Akku, 3,6 V / 2000 mAh
Lichtquelle: Hochleistungs-LED mit Optik
Lichtleiter: Ø 8 mm, 45°

Lichtintensität
1.400 mW/cm²



429,-



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Bluephase® G4

Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Ladegerät
- 1 Netzkabel
- 1 Akku
- 1 Handstückablage
- 1 Lichtleiter 10 mm

191 000 | 1 Stck. | € 1.265,00
€ 949,00

mit Rückkaufaktion **€ 799,00***

Bluephase® G4 + Radiometer

191 001 | 1 Stck. | € 1.440,00
€ 1.089,00

mit Rückkaufaktion **€ 939,00***

Technische Daten:

Lichtleistung: bis zu 1.200 mW/cm²
Wellenlängenbereich: 385 – 515 nm
Garantie: 3 Jahre / 1 Jahr auf den Akku

**€ 150,-
GUTSCHRIFT**
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

Lichtintensität
1.200 mW/cm²



ab **799,-***

* bei Rückgabe
Ihres Alt-Gerätes

ivoclar

Bluephase® PowerCure

Bluephase® PowerCure

091 098 | 1 Pckg. | € 1.645,00
€ 1.199,00

mit Rückkaufaktion **€ 949,00***

Bluephase® PowerCure Kit gemischt:

- 1 Bluephase® PowerCure
- 20 x 0,2 g Tetric® PowerFill Cavifils IVA
- 2 g Tetric® PowerFlow Spritze IVA
- 2 ml Adhese Universal System Kit VivaPen

219 152 | 1 Pckg. | € 1.645,00
€ 1.199,00

mit Rückkaufaktion **€ 949,00***

**€ 250,-
GUTSCHRIFT**
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

Lichtintensität
3.000 mW/cm²



949,-*

* bei Rückgabe
Ihres Alt-Gerätes

ivoclar

Radii-Cal CX LED

NEU

LED-Polymerisationslampe mit einer Lichtleistung von 1.200 mW/cm². Kollimierter Lichtstrahl für tiefere, verlässlichere Aushärtung. Das ergonomische Design minimiert die Ermüdung und maximiert den Komfort des Anwenders. Das Handstück wiegt lediglich 144 g. Softstart-Modus, integriertes Radiometer, lange Akkulaufzeit: 1.200 x 10 Sekunden, die Polymerisationslampe arbeitet in einem Wellenlängenbereich von 440 – 480 nm, 2 Jahre Garantie.

Lieferumfang:

- 1 Radii-Cal CX LED-Polymerisationslampe
- 1 Ladestation
- 1 Netzteil
- 3 Ersatz-Linsenkappen
- Zubehör

459 023 | 1 Kit | € 605,00
€ 449,00



449,-

SDI

D-Light® Pro

-39%

Technische Daten:
Wellenlänge: 400 – 480 nm
Lichtintensität: 700 mW/cm²
und 1.400 mW/cm²
Garantie: 2 Jahre

Lieferumfang:

- Handstückhülle und Elektromodul
- Lichtleiter 8 mm
- 2 Akkus
- Ladestation
- Netzteil
- EU-UK-Adapter
- Fester Augenschutz
- Weicher Augenschutz (3 Stck.)

047 002 | 1 Kit | € 1.298,00
€ 789,00



LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge und integriertem Erkennungsmodus

789,-

GC

Demi™ Plus

-35%

Die Demi™ Plus ist eine LED-Polymerisationslampe (lichtemittierende Diode), die auf unseren Vorgängermodellen aufbaut und auch weiterhin die gleichen bestehenden Merkmale bietet, die der Demi-Polymerisationslampe einen solchen kommerziellen Erfolg beschert haben. Dank der PLS-Technologie wechselt die Demi periodisch von einer beeindruckenden Ausgangsleistung von 1.100 mW/cm² zu einer Höchstleistung von 1.330 mW/cm². Dies ermöglicht der Demi™ Plus eine Aushärtungszeit von nur 5 Sekunden für A3 oder hellere Farbtöne. Das einzigartige Wärmesteuerungssystem von Demetron garantiert eine Kühle, durchgehend hohe Leistungsabgabe ohne Überhitzungsgefahr der Pulpa.

Technische Daten:
Lichtleistung: 1.100 – 1.330 mW/cm²
Garantie: 3 Jahre / 1 Jahr auf den Akku

Lieferumfang:

- 1 Handteil
- 1 Ladestation
- 1 Akku
- 1 Netzteil
- 1 Turbo Lichtleiter 8 mm
- 1 Schutzschild

036 040 | 1 Pckg. | € 1.390,00
€ 899,00



Dental-Polymerisationslampe

899,-

Kerr™

Mini L.E.D. Polymerisationslampen

Technische Daten:
Wellenlänge: 420-480 nm
Lichtleistung:
Mini L.E.D. bis zu 1.250 mW/cm² / 3 Programme,
Mini L.E.D. Active bis zu 1.492 mW/cm²,
Mini L.E.D. SuperCharged bis zu 2.000 mW/cm²
Garantie: 2 Jahre auf das Handstück,
1 Jahr auf die Ladestation und das Zubehör,
6 Monate auf die Akkus

Mini L.E.D.

798 050 | 1 Stck. | € 1.049,00
€ 699,00

Mini L.E.D. Active

798 042 | 1 Stck. | € 699,00
€ 449,00

Mini L.E.D. SuperCharged

798 068 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 899,00

Lieferumfang:

- 1 Ladestation mit Netzstecker
- 1 Handstück
- 1 Lichtleiter
- 1 Blendschutz

Mini L.E.D.
SuperCharged



Mini L.E.D.



Mini L.E.D.
Active



ab **449,-**

acteon

S.P.E.C. 3 LED Polymerisationslampe **NEU** -34%

LED Hochleistungspolymerisationslampe mit 3 Modi. Der Standardmodus mit einer Lichtleistung von ca. 1.600 mW/cm² ist ideal für die meisten Composite Aushärtungen. 3K Modus mit einer Lichtleistung bis zu 3.500 mW/cm² für eine besonders schnelle Aushärtung (2 mm in einer Sekunde). Der Ortho Modus härtet die Klammern des gesamten Zahnbogens in 3 Sekunden Intervallen pro Klammer aus. Der leistungsstarke Lithium-Polymer Akku schafft ca. 300 Lichthärtungen in 10 Sekunden. Herstellergarantie: 24 Monate.

Lieferumfang:

- 1 S.P.E.C. 3 LED Handstück
- 1 Lichtleiter Turbo-Tip 8 mm
- 2 Lichtschilder
- 1 Ladestation
- 100 Schutzhüllen
- 1 Netzteil Typ C
- 1 Augenschutzschild

443 548 | 1 Stck. | € 1.099,00
€ 719,00

Lichtintensität
3.500 mW/cm²



719,- COLTENE

Thermaprep® 2 Ofen

Kompatibel mit den Obturatoren folgender Systeme:
GuttaCore, Thermafil, ProTaper, WaveOne, GT Serie X
Garantie: 12 Monate

188 650
1 Stck. | € 483,00
€ 399,00



399,-

Ofen zur einfachen und sicheren Erwärmung von Thermafil® und GuttaCore® Obturatoren.

- Dreidimensionale Erwärmung
- Leuchtanzeigen und akustische Warnsignale
- Langsam hochfahrende Obturatorhalter
- Reinigungsprogramm



OccluSense®

- Erkennen Sie Frühkontakte bei okklusalen Anpassungen
- Vermeiden Sie Malokklusion bei Suprakonstruktionen auf Implantaten
- Verhindern Sie Kiefergelenkerkrankungen durch balancierte Kaudruckverteilung
- Prüfen Sie die Funktionalität dynamischer Okklusion auf Schienen
- Verbessern Sie die Kommunikation mit Ihren Patienten
- 60µm dünne, flexible Einweg-Drucksensoren erfassen statische sowie dynamische Okklusion
- Rote Farbschicht markiert zusätzlich die Kontaktpunkte auf den Zähnen
- Datenübertragung an OccluSense®-iPad-App per WLAN-Netzwerk

OccluSense® Set:

- OccluSense® Handgerät
- induktives Ladegerät
- 25 OccluSense® Sensoren BK 5025
- OccluSense® Testsensor
- 3 AAA NiMH Akkus
- 1 Schraubendreher IP 6
- Handbuch
- Auslieferung in einem praktischen Koffer

243 612 | 1 Set | € 999,00
€ 899,00



iPad ist nicht im Lieferumfang enthalten

899,-

Gerät zur Darstellung von Druckverhältnissen auf Okklusalfächen



M+W select KAPSELMISCHER

- Zeit im Sekundenschritt wählbar
- 10 Speicherplätze
- 4.200 U/Min.
- 2 Jahre Garantie

200 020 | 1 Stck. | € 299,00
€ 249,00



249,-

SILAMAT® S6

Technische Daten:
Maße (H x B x T): 17 x 24 x 23 cm
Garantie: 3 Jahre

091 011 | 1 Stck. | € 715,00
€ 559,00



559,-

ivoclar

-22%

3M™ RotoMix™ Rotationsmischgerät

-30%

Technische Daten:
Mischfrequenz: 2.850 Schwingungen/Min.
Zentrifugierfrequenz: 2.950 UpM
Maße (H x B x T): 21 x 18 x 25 cm
Gewicht: 4 kg

020 015 | 1 Stck. | € 930,00
€ 645,00

- Bringt durch Rotationsmischprinzip eine komplett homogene Mischung aus
- Um bis zu 30% verkürzte Mischzeiten (im Vergleich zu 3M™ CapMix™)



645,-

3M™ CapMix™ Universalmischgerät

-33%

Technische Daten:
Mischfrequenz:
4.300 Schwingungen/Min.
Maße (H x B x T): 16 x 19,5 x 19,5 cm
Garantie: 2 Jahre

020 005 | 1 Stck. | € 625,00
€ 415,00

- Für alle Kapselprodukte von 3M™ geeignet
- Schnellverschluss zum einfachen Einlegen und Entnehmen der Kapsel
- Frei programmierbare Mischzeit und direkt anwählbare Festzeiten von (10 und 15 Sek.)
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf



415,-

Silver Mix Kapselanmischer

- Inhalt:
- Silver Mix Kapselanmischer
 - 2 Netzkabel

813 780 | 1 Pckg. | € 349,00
€ 239,00



239,-

-31%

GC

QUATTROcare PLUS

Technische Daten:
 Garantie: 12 Monate
 Gewicht: 10 kg
 Maße (B x T x H): 35 x 28 x 38 cm
 Druckluftanschluss: 4 – 6 bar
 Druckluftverbrauch: ca. 50 NI/Min.

QUATTROcare PLUS 2124 A:

- Pflegegerät mit 4 Pflegekupplungen (1 x Multiflex, 3 x INTRAmatic)
- 1 Quattrocure Plus Spraydose
- Druckluftanschluss
- Zubehör

134 694
 1 Stck. | € 2.595,00
 € 1.715,00



AKTION

BEIM KAUF EINES
 QUATTROCARE PLUS
 SIND 6 FLASCHEN
 QUATTROCARE
 PLUS SPRAY IM WERT
 VON € 221,40 IM
 PREIS ENTHALTEN*.

* Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen



1.715,-

KAVO
 Dental Excellence

hf-Surg®

Für skalpellfeine, drucklose Schnitte – die Frequenzform ermöglicht das Schneiden und das Schneiden mit Koagulation zur Blutstillung

- Schnelle und schmerzarme Wundheilung
- Höchstmögliche Funktionalität und Hygiene
- Einfache Bedienung mit analogem Leistungssteller und Umschalter der Wellenform
- Automatische Kennfeldsteuerung der Ausgangsleistung, die Ausgangsleistung wird bei Metallkontakt abgeregelt
- Handstück und Elektroden autoklavierbar bei 134 °C

Technische Daten:
 2,2 MHz, max. 50 W
 Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
 Maße (B x H x T): 18,5 x 8,5 x 17,5 cm
 Gewicht: 1,6 kg
 Garantie: 12 Monate

Die Einweisung erfolgt kostenlos durch den Hersteller.

- Gerät inkl. Fußschalter
- autoklavierbarem Handstück
- Elektrodensatz (4 Stck.: Nr. 1, 2, 13, 15)
- Neutralelektrode
- Netzkabel und Medizinproduktebuch

022 012 | 1 Stck. | € 1.320,00
 € 1.049,00



1.049,-

**HÄGER
 WERKEN**

Surgic Pro Optic

Technische Daten:
 Drehmoment: bis zu 80 Ncm
 Breites Drehzahlspektrum: 200 – 40.000 U/Min.
 LED-Beleuchtung: 32.000 Lux
 Gewicht: 280 g
 Länge: 81,9 mm
 Garantie: 12 Monate

Komplettsset mit Licht:

- 1 Steuergerät mit AHC
- 1 Mikromotor SGL70M
- 1 Chirurgie Winkelstück Ti-Max X-SG20L mit Licht (20:1 / 80 Ncm)
- 1 Fußschalter
- 5 Kühlmittelschläuche

159 021 | 1 Set | € 3.850,00
 € 2.749,00

Standardset:

- 1 Winkelstücke X-SG20L (20:1) mit Licht
- 1 Chirurgie Handstück X-SG65L mit Licht

143 680 | 1 Set | € 5.572,00
 € 3.449,00

BIS ZU
-38%



ab 2.749,-

NSK

iCare C2

Komplettsset:

- iCare C2 Pflegegerät
- Adapter für Spannzangenreinigung
- Stromkabel
- HP Kopffilter
- Öl-Sprühschutz
- Ölfilter-Set
- 1 l Pflegeöl
- Einfüllstutzen für Pflegeöl
- Luftschlauch

559 010
 1 Set | € 1.975,00
 € 1.349,00

Technische Daten:
 Maße (B x H x T): 28 x 35 x 24 cm
 Garantie: 12 Monate



1.349,-

NSK

Dynamix speed 2 Dynamisches Anmischgerät

Technische Daten:
Maße (H x B x L):
330 x 190 x 380 mm
Garantie: 2 Jahre

Lieferumfang:
• 1 Dynamix speed 2 Mischgerät 230 V
• 1 Netzkabel mit Schuko-Stecker
042 012 | 1 Stck. | € 1.419,00
€ 1.049,00



-26%

1.049,-

KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

3M™ Pentamix™ 3 Automatisches Mischgerät

Technische Daten:
Maße (H x B x L):
28 x 2,5 x 28,3 cm
Garantie: 2 Jahre

020 045
1 Stck. | € 1.260,00
€ 825,00



-34%

825,-

3M™ Pentamix™ Lite Automatisches Mischgerät

Technische Daten:
Gewicht: 6,7 kg
Garantie: 2 Jahre

020 008
1 Stck. | € 685,00
€ 449,00



-34%

449,-

MIGMA 200 Universal-Mischgerät

Technische Daten:
Maße (H x B x T): 305 x 203 x 270 mm
Gewicht: 17 kg
Herstellergarantie: 1 Jahr

Farbe:
Gehäuse – signalweiß
Abdeckung – weißaluminium

Tischmodell inkl. 2 Mischbecher
groß mit Deckel, 1 Spatel
198 004 | 1 Stck. | € 1.798,00
€ 1.449,00



MIKRONA
Swiss Dental Technology

1.449,-

Algimix

- Robustes Gehäuse, wartungsfrei
- Elektronisch gesteuerte, gleichmäßige
Rührbewegung mischt Pulver und
Flüssigkeit zu einer absolut homogenen,
blasenfreien Alginatmasse
- Hochwertiger, langlebiger Anmischbecher
aus flexiblem Kunststoff
- Rührgeschwindigkeit in zwei Stufen einstellbar
- Netzspannung: 230 V
- Leistung: 60 W

Algimix Gerät mit Becher und Spatel
022 024 | 1 Stck. | € 635,00
€ 499,00



Alginat-
Anmischgerät

499,-

HÄGER
WERKEN

MELaseal 100+


Technische Daten:
 Abmessungen B x H x T (mit Griff):
 Gerät einzeln 41,5 x 15 x 24 cm,
 Gerät mit Rollenhalter
 Standard 41,5 x 15 x 46 cm
 Netzanschluss: 230 Volt – 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: 300 W

MELaseal 100+
 298 793 | 1 Stck. | € 925,00
 € 729,00

Rollenhalter Standard 117
 298 794 | 1 Stck. | € 97,00
 € 79,00

Rollenhalter Komfort 10111,
 verbesserte Ausführung,
 jetzt mit 2 Abstandsscheiben
 398 796 | 1 Stck. | € 152,00
 € 119,00

Rollenhalter Deluxe
 359 084 | 1 Stck. | € 394,00
 € 315,00



MELAG
 competence in hygiene

729,-

MELaseal 200

Technische Daten:
 Schnittstellen: 1x USB Stick,
 1x USB PC Schnittstelle
 Siegelnahtbreite: 10 mm
 Siegelnahtlänge: 275 mm
 Siegelzeit: ca. 3 Sekunden
 Temperaturbereich: 100 – 210 °C
 Aufheizzeit: ca. 90 Sekunden
 Stromanschluss: 230 V / 50/ 60 Hz
 Leistungsaufnahmen
 (in Aufheizphase): 300 Watt

MELaseal 200, validierbar
 132 594 | 1 Stck. | € 1.499,00
 € 1.199,00

Rollenhalter Standard 117
 298 794 | 1 Stck. | € 97,00
 € 79,00

Rollenhalter Komfort 10111,
 verbesserte Ausführung,
 jetzt mit 2 Abstandsscheiben
 398 796 | 1 Stck. | € 152,00
 € 119,00

Rollenhalter Deluxe
 359 084 | 1 Stck. | € 394,00
 € 315,00

Validierbar

MELaseal Pro

Technische Daten:
 Maße (B x T x H): 460 x 295 x 155 mm
 Gewicht 11,4 kg
 Schnittstelle: 1x RS 232
 Siegelnahtbreite: 14 mm
 Transportgeschwindigkeit: 8 m/min
 Siegelrand anpassbar: 10 – 35 mm
 Temperaturbereich: 100 – 199 °C
 Aufheizzeit: ca. 120 Sekunden
 Stromanschluss: 230 V / 50/60Hz
 Leistungsaufnahme
 (in Aufheizphase): 365 Watt

MELaseal Pro, validierbar
 259 095 | 1 Stck. | € 2.729,00
 € 2.199,00

Arbeitstisch Komfort
 259 096 | 1 Stck. | € 689,00
 € 549,00

Arbeitstisch Standard
 259 097 | 1 Stck. | € 289,00
 € 229,00

Rollenhalter
 259 098 | 1 Stck. | € 569,00
 € 449,00

Validierbar



Rollenhalter
Standard



Rollenhalter
Komfort



Rollenhalter
Deluxe



Arbeitstisch
Komfort



Arbeitstisch
Standard

1.199,-

2.199,-

Euroseal Valida

Technische Daten:
 Maße (B x H x T): 500 x 315 x 485 mm (standard),
 500 x 420 x 485 mm (mit ausgezogenem Rollenhalter),
 500 x 200 x 485 mm (ohne Rollenhalter)
 Gewicht: 8 kg
 Stromversorgung: 200 – 240 V; 50/60 Hz
 Leistung: 150 W
 Maße Siegelnaht: 12 x 310 mm
 Siegeltemperatur einstellbar zwischen 170 – 200 °C

Integrierte Dokumentation und Freigabe

Das vernetzte Siegelgerät für die validierte Sterilgutverpackung

899,-

INKLUSIVE
 JE 1 ROLLE EUROSTERIL
 STERIFOLIE À 200 M MIT DER
 BREITE 5 CM, 7,5 CM UND 10 CM

343 401 | 1 Stck. | € 1.275,00
 € 899,00



Euroseal Infinity

Technische Daten:
 Maße (L x H x B): 44,5 x 19,8 x 38,5 cm
 Garantie: 2 Jahre

INKLUSIVE
 JE 1 ROLLE EUROSTERIL
 STERIFOLIE À 200 M MIT DER
 BREITE 5 CM, 7,5 CM UND 10 CM

075 745 | 1 Stck. | € 589,00
 € 399,00



399,-

Euroseal

Technische Daten:
 Stromaufnahme: 100 Watt
 Abmessungen (B x T x H): 44 x 47 x 33 cm,
 mit ausgefahrenem Rollenhalter: 43 cm
 Gewicht: 7,1 kg
 Lieferung ohne Folien
 Garantie: 2 Jahre

inkl. Rollenhalter
 075 712 | 1 Stck. | € 665,00
 € 399,00

INKLUSIVE
 JE 1 ROLLE EUROSTERIL
 STERIFOLIE À 200 M MIT DER
 BREITE 5 CM, 7,5 CM UND 10 CM



399,-

Aquadist

Technische Daten:
 Gewicht: 3,5 kg
 Maße (Ø x H): 23 x 36 cm
 Garantie: 2 Jahre

-21%

Lieferumfang:

- Aquadist
 - Kanister, Fassungsvermögen 4 l
 - 6 Aktivkohlefilter
 - 250 g Reinigungspulver
- 075 070 | 1 Stck. | € 315,00
 € 249,00

Aktivkohlefilter, 12 Beutel
 075 071 | 1 Pckg. | € 25,90
 € 19,90

Reinigungspulver, 500 g Dose
 075 072 | 1 Pckg. | € 21,90
 € 19,00



249,-

Einfach destilliertes Wasser herstellen

Eurosonic 3D

Technische Daten:
 Maße: 260 x 220 x 156 mm
 Leistungsaufnahme: 280 Watt
 Garantie: 2 Jahre

075 000
 1 Stck. | € 579,00
 € 389,00

-33%



389,-

Eurosonic 4D

Technische Daten:
 Maße: 335 x 260 x 205 mm
 Leistungsaufnahme: 240 Watt
 Garantie: 2 Jahre

140 095
 1 Stck. | € 839,00
 € 549,00

-34%



549,-

INKLUSIVE

ZUBEHÖR SET:
 BECHERHALTER, BECHER,
 EDELSTAHLKORB
 ZUM EINLEGEN DER
 INSTRUMENTE, DECKEL



Euronda®

INKLUSIVE

ZUBEHÖR SET:
 BECHERHALTER, BECHER,
 EDELSTAHLKORB
 ZUM EINLEGEN DER
 INSTRUMENTE, DECKEL



Foliensiegelgerät hawo hd 260 MS-8

Technische Daten:
 Siegelnahtbreite: 8 mm
 Siegelnahtlänge: max. 250 mm
 Maße (B x T x H): 420 x 300 x 220 mm
 Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz
 Leistung: 850 Watt (nur während des Siegelns)
 Gewicht: ca. 8 kg
 Farbe: Gerät weiß,
 Ablagetisch (optional erhältlich) Edelstahl
 Garantie: 1 Jahr

hawo hd 260 MS-8 ohne Ablagetisch
059 770 | 1 Stck. | ~~€ 530,00~~
€ 465,00

Ablagetisch 260 T, B 36 x T 23 cm
059 776 | 1 Stck. | ~~€ 41,00~~
€ 33,20



465,- hawo

Kompaktsiegelgerät ValiPak Touch

Technische Daten:
 Netzanschluss und Frequenz: 230 V, 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: 100 Watt
 Stand-by Funktion
 Maße (B x T x H): 420 x 360 x 220 mm
 Gewicht: 6,6 kg
 Siegelnahtlänge: max. 250 mm
 Siegelnahtbreite: 10 mm
 Siegeltemperatur:
 190 °C fix eingestellt bei hd 380, von 100 – 200 °C einstellbar
 bei hd 480 Stückzähler, PC-Schnittstelle -hd 480 zusätzlich über
 USB- und Netzwerkschnittstelle (WLAN und Bluetooth adaptiv)
 Gewährleistung des Herstellers: 2 Jahre

hd 480 WSI-V ValiPak Touch
159 088 | 1 Stck. | ~~€ 1.690,00~~
€ 1.439,00



1.439,- hawo

SYMPRO

Technische Daten:
 Spannung: 230 V/50/60 Hz
 Leistung: 35 W
 Drehzahl: 1.700 U/Min.
 Gewicht: 2 kg

- Gerät
- Pinzette
- Reinigungsbecher mit Deckel für Gerät
- Reinigungsbecher mit Deckel für Nachreinigung
- Haltemagnet
- Reinigungsnadeln
- Leitfaden für hygienische Aufbereitung

861 920 | 1 Pckg. | ~~€ 1.030,00~~
€ 799,00

-22%



799,-



SONIRET SWEEP **NEU**

Das Ultraschallgerät mit SWEEP-Technik (Frequenzautomatik) ermöglicht, ein besonders homogenes und gleichmäßiges Ultraschallfeld im gesamten Beckenvolumen zu erzeugen. Die ständig wechselnden Frequenzen vermeiden Schäden an empfindlichen Reinigungsobjekten und sorgen für eine sehr effektive und materialschonende Reinigung. Die Reinigungsleistung wird nach Bedarf durch Einschalten der leistungsstarken integrierten Heizung intensiviert. Der hochwertige Edelstahlbehälter und das Gehäuse sind resistent gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen und ermöglichen den Einsatz verschiedenster Reinigungschemikalien. Der zum Gerät gehörende Edelstahldeckel verhindert das Ausgasen der Flüssigkeiten. Ob verschiedenste Metalllegierungen, Kunststoffe oder Keramiken – dass SONIRET SWEEP sorgt für eine effektive und schonende Reinigung.

SONIRET SWEEP
264 912 | 1 Stck. | ~~€ 735,00~~
€ 579,00

Technische Daten:
 Netzanschluss: 230 V
 Aufnahmeleistung: 200 W
 Frequenz: 39,5 – 40,5 KHz
 Inhalt: 3 l
 Maße (H x B x T):
 Gerät 210 x 280 x 190 mm,
 Becken: 100 x 240 x 140 mm
 Gehäuse: Edelstahl
 Gewicht: 4,5 kg
 Temperatur: 20 – 80 °C
 Garantie: 2 Jahre

Ultraschallgerät
 mit Frequenzautomatik



579,-



Ultraschallgeräte

Gerät inkl. Edelstahlkorb und Deckel:

GS 2
045 954 | 1 Stck. | € 272,50
€ 199,00

GS 3
045 960 | 1 Stck. | € 325,00
€ 239,00

GS 4
045 957 | 1 Stck. | € 375,00
€ 279,00

BIS ZU
-27%



Technische Daten:	GS2	GS3	GS4
Inhalt:	2 l	3 l	4 l
Arbeitsfrequenz:	35 kHz	35 kHz	35 kHz
Schallgeber:	2 Schallgeber	3 Schallgeber	4 Breitband Schallgeber
Leistungsaufnahme:	250 W	420 W	460 W
Heizleistung:	150 W	300 W	300 W
Wannenabmessung (L x B x H):	230 x 150 x 80 mm	238 x 138 x 100 mm	300 x 150 x 100 mm
Außenabmessung (L x B x H):	260 x 150 x 205 mm	265 x 160 x 235 mm	330 x 150 x 100 mm
Garantie:	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr

ab **199,-**

qteck[®]
GmbH

BioSonic UC 150

Bewährte Funktionen & Vorteile:

- Maximierte Arbeitsfläche
- USB-Schnittstelle
- Edelstahltank
- Gebaut für Langlebigkeit
- Mehrere Beladungsoptionen
- Handschuhfreundliches Touchscreen Display
- Heizfunktion
- Klappdeckel mit Auf-/Zu-Erkennung
- Effizientes Entleerungs-System

Lieferumfang:

- 1 x Ultraschallreinigungsgerät mit Display und Deckel
- 1 x Netzkabel
- 1 x Kassettenkorb
- 1 x Abflussschlauch
- 1 x Muster Reinigungslösung
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Anleitung Schnellstart
- 1 x Dichtung für Einbauversion
- 1 x Einbauschablone

243 277 | 1 Stck. | € 1.650,00
€ 1.115,00

Ultraschall-Reinigungssystem

COLTENE
1.115,-



SONOREX

SONOREX DIGITEC

Technische Daten:	DT 255 H	DT 102 H
Maße Schwingwanne (L x B x T):	300 x 150 x 150 mm	240 x 140 x 100 mm
Inhalt:	5,5 l	3,0 l
Schwingsystem:	2 PZT-Großflächen-Schwingsysteme	3 PZT-Großflächen-Schwingsysteme
Ultraschall-Spitzenleistung:	640 W	480 W
HF-Leistung:	160 W	120 W
Frequenz:	35 kHz	35 kHz
Heizung:	280 W	140 W
Außenmaße (L x B x H):	325 x 175 x 295 mm	260 x 160 x 250 mm
Garantie:	2 Jahre	3 Jahre Langzeitgarantie

DT 255 H inkl. Ablaufkugelhahn, ohne Zubehör

092 923 | 1 Stck. | € 1.290,00
€ 999,00

DT 102 H inkl. Ablaufkugelhahn, ohne Zubehör

092 924 | 1 Stck. | € 1.190,00
€ 869,00



SONOREX SUPER RK 31

Technische Daten:
Ultraschall-Spitzenleistung: 160 W
HF-Leistung: 40 W
Breitstrahl-Schwingsystem
0,9 l-Schwingwanne, innen (L x B x H):
190 x 85 x 60 mm
Edelstahlgehäuse tropfwassergeschützt
Außenmaße (L x B x H):
205 x 100 x 180 mm, 1,8 kg
Garantie: 2 Jahre

SONOREX SUPER RK 31

092 904 | 1 Stck. | € 319,00
€ 259,00



SONOREX SUPER RK 102 H

Technische Daten:
Ultraschall-Spitzenleistung: 480 W
HF-Leistung: 120 W
Heizleistung: 140 W
mit Heizung 30 – 80 °C,
regelbar durch Thermostat
Kugelhahn- und Ablaufschlauch
und Zeitgeber (1 – 15 Min.)
Innenmaße: 240 x 140 x 100 mm
Garantie: 3 Jahre

RK 102 H inkl. Ablaufkugelhahn, ohne Zubehör

092 901 | 1 Stck. | € 1.029,00
€ 799,00



BANDELIN
Ultraschall seit 1955

ab **259,-**

SciCan STATIM® 6000B G4+ Vakuum Autoklav

- Kleines Gerät, große Leistung
- Praktische Optionen für automatische Befüllung und Entleerung
- Programmierbar – arbeitet gemäß Plan
- Intelligente Funktionen für automatisierte Abläufe
- Konnektivität und Datenprotokollierung mit der G4+ -Technologie

Die Aufstellung und Einweisung wird direkt vom Hersteller vorgenommen und ist im Preis enthalten.

-41%

STATIM® B G4+
459 059 | 1 Stck. | € 5.349,00
€ 3.150,00



3.150,-

STATIM® 2000 G4 Kassetten-Autoklav

- Eine komplette Lösung: kurze Zykluszeiten und schnelle Trocknung durch die spezielle STATIM Dri-Tec Trocknungstechnologie
- Innovatives Design, mit einer Kassette als komplett entnehmbarer Sterilisationskammer, ermöglicht schnelles Aufheizen und Abkühlen
- Konform mit EN 13060 & bietet reproduzierbare Sterilisationsergebnisse, die validiert werden können
- Konnektivität und Datenprotokollierung durch die G4 -Technologie

Die Aufstellung und Einweisung wird direkt vom Hersteller vorgenommen und ist im Preis enthalten.

-41%

STATIM® 2000 G4
459 058 | 1 Stck. | € 4.649,00
€ 2.750,00

Kurze Zykluszeiten,
schonend, zuverlässig
und smart

2.750,-



STATMATIC™ smart

Technische Daten:
Maße (B x H x T): 280 x 346 x 300 mm
Gewicht: 7,3 kg
Nennspannung: 100 – 230V
Nennfrequenz: 20/60 Hz
Nennleistung: max. 45VA
Schutzklasse: 1
Umgebungstemperatur: 5.35 °C
Schallpegel: 60 (65) dB (A)
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85 %
Luftdruck: 4,5 – 6 bar
Luftverbrauch: 40 NI/min
Druckluftqualität:
Restölgehalt max. 0,1 mg/m³
Reststaubgehalt max. 1 µm, max. 0,1 mg/m³
Restwassergehalt max. 0,1 g/m³ at -40 °C

Einweisung und/oder Probeaufstellung durch Firma SciCan.

**BIS ZU
-26%**

Typ 2:
2 feste, motorisierte INTRmatic Adapter,
1 Station für einen Turbinenadapter
459 088 | 1 Stck. | € 3.479,00
€ 2.599,00

Typ 3:
3 feste, motorisierte INTRmatic Adapter
459 089 | 1 Stck. | € 3.649,00
€ 2.699,00

BRAVO™ G4 Kammerautoklav

Instrumente werden innerhalb von 33 Minuten sterilisiert und getrocknet. Der 17-l und 22-l Autoklav kann mit 3 Kassetten oder 5 Trays und der 28-l mit 4 Kassetten oder 6 Trays beladen werden.

Technische Daten:
Maße: 60 x 48 x 45 cm
Erforderliche Abstände: 2 x 2 x 7 cm
PRV-Wert: 2,4 bar
Elektrische Nennwerte: 220 – 240 V ~ 50 Hz,
10A, 220 – 240 V ~ 60 Hz, 10A
Nennleistung: 2300 W
Gewicht (ohne Wasser): 17-l – 51 kg, 22-l – 52 kg, 28-l – 53 kg
Max. Wasserverbrauch: 17-l – 600 ml/Zyklus, 22-l – 750 ml/
Zyklus, 28-l – 950 ml/Zyklus

Die Auslieferung erfolgt direkt durch den Hersteller.
Die Einweisung durch SciCan ist im Preis enthalten.

17-l
759 090 | 1 Stck. | € 5.449,00
€ 3.250,00

22-l
759 091 | 1 Stck. | € 6.049,00
€ 3.550,00

28-l
759 092 | 1 Stck. | € 6.849,00
€ 4.100,00

SICHER
Zur Chargendokumentation und Rückverfolgbarkeit werden alle Reinigungszyklen automatisch aufgezeichnet und können über den mitgelieferten USB-Stick einfach auf den Computer übertragen werden.

LEISTUNGSSTARK
Äußerst wirkungsvoll gegen Verschmutzungen, aber schonend zu den Instrumenten. Ideale Pflege zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer der Instrumente.

WIRTSCHAFTLICH
Bei den automatischen Prozessen werden Reiniger und Öl exakt und sparsam dosiert, sodass Dosierfehler und Kosten reduziert werden können.

NUTZERFREUNDLICH
Das optimal aufgeteilte Display des STATMATIC™ smart zeigt Programminformationen an und ermöglicht eine einfache Bedienung.

PLATZSPAREND
Durch sein kompaktes Design spart der STATMATIC™ smart wertvollen Platz in Ihrem Aufbereitungsraum. Zudem können der USB-Stick und Testadapter praktisch und platzsparend unter der Abdeckung direkt im Gerät aufbewahrt werden.

FLEXIBEL
Vier verschiedene Reinigungs- und Pflegeprogramme bieten Flexibilität und können somit den unterschiedlichen Ansprüchen von Instrumenten und Praxen, sowie deren individuellen Abläufen, entsprechen. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine separate Düse für die Pflege der Spannzange.

Intelligente und effiziente Funktionen
Effiziente Zyklus-Zeiten: Instrumente werden innerhalb von nur 33 Minuten sterilisiert und getrocknet. Die Funktion "verzögerter Start" ermöglicht die zeitliche Programmierung der Zyklen. Eine nützliche Funktion, z.B. für Testzyklen.

Verschiedene Befülloptionen
Mehrere Optionen zum Befüllen sind Entleeren, u. a. manuelles Befüllen von oben und vorne, sowie automatisches Befüllen und Entleeren durch die Anschlüsse auf der Rückseite.

Flexibles Design
Mit 17-l, 22-l oder 28-l Kammergröße bietet der BRAVO G4 genügend Kapazität, um den Anforderungen von Praxen jeder Größe gerecht zu werden.

G4 - Technologie
Bietet eine verlässliche Freigabe der Beladung am Gerät, automatische Dokumentation und Datenspeicherung. Übermittelt und ermöglicht Zugriff auf Zyklisten und Wartungsinformationen.

EN 13060 - konform
Bietet reproduzierbare Sterilisationsergebnisse, die validiert werden können.



ab **2.599,-**

SciCan

ab **3.250,-**



SENSORPENDER 1000

Technische Daten:
Maße (H x B x T): ca. 362 x 112 x 123 mm

Lieferumfang:

- Batterie-Set
- Universal-Schlauchpumpe und Adapter-Set mit Ein- und Ausdrehhilfe sowie keimarmer Flaschenbelüftung

100 785 | 1 Stck. | € 169,00
€ 139,00

Netz-Adapter

159 742 | 1 Stck. | € 29,90

SOLANGE VORRAT REICHT.

139,-

Ultimate XL

Compact Tischgerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück Compact, Handstückablage und Fußanlasser

299 991 | 1 Set | € 1.399,00
€ 899,00

Compact Fußsteuergerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück Compact und Handstückablage

299 998 | 1 Set | € 1.399,00
€ 899,00

Compact Knieanlasser:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück Compact und Handstückablage

299 999 | 1 Set | € 1.399,00
€ 899,00

Compact Tischgerät/Turmmodell:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück Compact, Handstückablage und Fußanlasser

443 652 | 1 Set | € 1.399,00
€ 899,00

Motor-Handstück Compact UMXLC

299 988 | 1 Set | € 735,00
€ 499,00

Torque Tischgerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück Torque, Handstückablage und Fußanlasser

299 989 | 1 Set | € 1.635,00
€ 1.079,00

Torque Fußsteuergerät:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück Torque und Handstückablage

299 986 | 1 Set | € 1.635,00
€ 1.079,00

Torque Knieanlasser:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück Torque und Handstückablage

299 985 | 1 Set | € 1.635,00
€ 1.079,00

Torque Tischgerät/Turmmodell:

Inkl. Steuergerät, Motor-Handstück Torque, Handstückablage und Fußanlasser

299 984 | 1 Set | € 1.635,00
€ 1.079,00

Motor-Handstück Torque UMXLT

299 987 | 1 Set | € 779,00
€ 519,00

Technische Daten:	Torque Version	Compact Version
Drehzahl:	1.000 – 50.000 U/min	1.000 – 50.000 U/min
Max. Drehmoment:	8,7 Ncm	6,0 Ncm
Handstück:	151 cm x Ø 29 mm	144 cm x Ø 27 mm
Gewicht Handstück:	219 g	181 g
Kabellänge:	2 m	2 m
Garantie:	1 Jahr	1 Jahr

BIS ZU -36%

- Kollektorloser Mikromotor
- Drehzahlbereich: 1.000 – 50.000/min
- Leichtes, ergonomisches Handstück
- Exzellente Laufeigenschaften
- Patenteder Staubschutzmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Auto-Cruise-Funktion



Leistungsstark,
präzise und
komfortabel

WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE ONLINE UNTER MWDENTAL.DE

ab 899,-

NSK

Etagenwagen

- Mit 3 Ablageflächen in großzügigen Abständen zum Abstellen von Klein-geräten aller Art
- Mit Steckdose
- Aus verzinktem Metall, pulverlackbeschichtet
- Mit seitlichen Griffen und Kunststoffrollen
- Gesamtmaß 46 x 36 x 79 cm
- Ablagefläche 38 x 28 cm
- Lieferzeiten möglich!

Farbe

Weiß	859 005
Silbergrau	859 006
Blau	859 007
1 Stck.	€ 259,00 € 199,00

-23%



Neue Farben

199,-

Hinweis: Bitte beachten Sie folgende abweichende Rücknahmebedingungen: Rücksendungen sind nur nach Absprache in Originalverpackung, frei Haus und in einwandfreiem Zustand möglich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für diese Produkte ggf. Rücknahmekosten in Höhe von 10% in Abzug bringen müssen.

Keion wireless Tastatur und Maus

- Desinfizieren und reinigen Sie schnell und unkompliziert
- Echte Scherentasten bieten Ihnen eine ausgezeichnete Taktilität
- Kabellose Version mit Bluetooth und 2,4 GHz-Adapter
- Tastenüberstand: nur 0,5 mm
- Material: 100% Silikon + ABS-Gehäuse
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
- Unterstütztes Betriebssystem: Android, Windows, Mac OSX
- IP-Klassifizierung: IP68 Wasser- und Staubschutz
- Zertifizierungen: CE, IP68, RoHS, EN60601-1-1
- Tastatur: 108 Tasten
- Größe: 44,3*13,1*1,6 cm
- Kapazität der Batterie: 1.000 mAh
- Maus: 3 Tasten Größe: 12*6,5*3,7 cm
- Kapazität der Batterie: 500 mAh

Kabellose,
medizinische
Tastatur
mit Maus

159 012 | 1 Stck. | € 209,00
€ 169,00



169,-

rein medical

Arbeitsessel Nr. CDS 301

Technische Daten:
Sitzfläche: Ø 40 x 10 cm
Gewicht: 15 kg
Höhenverstellbar von 51 – 69 cm
Rückenlehne in drei Positionen und in der gewünschten Tiefe einstellbar

Farbe

Nr. E01 siemensgrau	075 051
Nr. E02 siemensweiß	075 050
Nr. E03 schwarz	075 053
Nr. E04 mintgrün	075 055
Nr. E05 rauchblau	075 056
Nr. E06 dunkelblau	075 048
1 Stck.	€ 639,00 € 499,00

499,-

Coral-Arbeitsessel

Technische Daten:
Sitzfläche: Ø 39 x 9 cm
Höhenverstellbar von 50 – 68 cm
Rückenlehne in drei Positionen und 360° drehbar

Farbe

Nr. E01 siemensgrau	075 065
Nr. E02 siemensweiß	075 066
Nr. E03 schwarz	075 059
Nr. E04 mintgrün	075 067
Nr. E05 rauchblau	075 068
Nr. E06 dunkelblau	075 069
1 Stck.	€ 599,00 € 419,00

419,-

Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar (siehe Art.-Nr. 075 075).

Onyx Arbeitsplatzstuhl

Technische Daten:
Sitzfläche: Ø 39 x 9 cm
Gewicht: 11 kg
Höhenverstellbar von 50 – 65 cm
Rückenlehne in drei Positionen und 360° drehbar

Farbe

Nr. E01 grau	075 080
Nr. E02 siemensweiß	075 081
Nr. E03 schwarz	075 082
Nr. E06 dunkelblau	075 085
Nr. E07 bordeaux	075 086
1 Stck.	€ 599,00 € 419,00

419,-



Euronda®

Bis zu **-30%**



Farbmuster für Nr. E01-E24:
(E01-E18, E21, E25 für glatte Sitzflächen, E19, E20, E22-E24 für genähte Sitzflächen) (Schutzgebühr € 5,- wird bei Rückgabe gutgeschrieben)
075 075 | 1 Stck. | € 5,00

LIEFERUNG ERFOLGT DIREKT AB HERSTELLER CA. 14 TAGE NACH BESTELLEINGANG.

A-dec® 521 Zahnarzt-Arbeitsstuhl

Arbeitsstühle, die eine gesunde Körperhaltung unterstützen. Die A-dec® 500 Arbeitsstühle wurden so gestaltet, dass sie sich an Ihren Körper anpassen und sich mit ihm bewegen.

Dynamischer Sitz – alles an ihm wurde nur zu einem Zweck konzipiert:

Komfort und Unterstützung. Leicht zugängliche Handgriffe vervollständigen die Anpassungsmöglichkeiten. Hiermit können Sie den Arbeitsstuhl so einstellen, dass Sie den ganzen Tag über eine ergonomisch gesunde Körperhaltung behalten. Flüsterleise Laufrollen.

Vier Einstellmöglichkeiten:

Sitzneigung, Sitzhöhe, Rückenlehnenneigung, Rückenlehnenhöhe.



Zahnarzt-Arbeitsstuhl 521:

kleiner Zylinder

859 045 | 1 Stck. | € 1.290,00

großer Zylinder

859 046 | 1 Stck. | € 1.290,00

2 Armlehnen für Zahnarzt-Arbeitsstuhl 521

859 047 | 1 Stck. | € 590,00

Ultimativer Komfort
und optimaler Halt



A-dec® 522 Assistenten-Arbeitsstuhl

Die A-dec® 500 Arbeitsstühle wurden so gestaltet, dass sie sich an Ihren Körper anpassen und sich mit ihm bewegen.

Dynamischer Sitz – alles an ihm wurde nur zu einem Zweck konzipiert:

Komfort und Unterstützung. Leicht zugängliche Handgriffe vervollständigen die Anpassungsmöglichkeiten. Hiermit können Sie den Arbeitsstuhl so einstellen, dass Sie den ganzen Tag über eine ergonomisch gesunde Körperhaltung behalten. Flüsterleise Laufrollen.

Vier Einstellmöglichkeiten:

Sitzneigung, Sitzhöhe, Rückenlehnenneigung, Rückenlehnenhöhe.



Assistenten-Arbeitsstuhl 522

859 048 | 1 Stck. | € 1.490,00

Rückenlehne für Stuhl 522

859 049 | 1 Stck. | € 590,00

Fußstütze für Stuhl 522

859 050 | 1 Stck. | € 390,00

Dynamisches Sitzsystem
mit einzigartigen
Performance-Zonen



Für weitere Informationen zum Thema Arbeitsstühle wenden Sie sich an:

Tel. 0 151 / 70 669 393



BRANDNEU BEI **M+W Dental**
a+dec 300 Radius Behandlungseinheit

A-dec® 300 Radius
 Höchste Zuverlässigkeit
 zum günstigen Preis!

- **Höchste Zuverlässigkeit**
5 Jahre Garantie
- **Intelligente Ergonomie**
Unübertroffene Zugänglichkeit für Sie bei maximalen Komfort für Ihre Patienten. Wechseln Sie ganz einfach, in Sekunden, zwischen Links- und Rechtsbetrieb
- **Hydraulischer Patientenstuhl**
Belastung bis zu 1 Tonne getestet
10 Jahre Garantie auf Hubzylinder
- **LED Leuchte**
Optimale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes
- **Perfekte Hygiene**
Maximale Sicherheit durch Bottle System
- **Polsterfarben frei nach A-dec® Polstermuster auswählbar**
- **Ideal für Rechts- und Linkshänder Behandler*innen**



Abbildung enthält Sonderausstattung, die nicht im Angebotspreis enthalten sind.

inkl. 372L A-dec®
LED-Leuchte

ab € 21.900,-

zzgl. gesetzliche MwSt.

+ GRATIS

A-dec® 521 Assistenten-Arbeitsstuhl

im Wert von € 1.290,-
(LVP € 2.041,-)



■ **Paket Elektro bestehend aus:**

- 2 x A-dec®/NSK elektr. Mikromotoren NLZ
- 1 x Acteon Newtron LED ZEG



Paketpreis
€ 5.900,-

Sie sind interessiert an A-dec® Behandlungseinheiten?
 Sie wollen sich selbst von der Qualität und Anmutung des Weltmarktführers überzeugen?
 Gerne empfangen wir Sie persönlich in unserer Ausstellung.

Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin mit unseren Beratungsspezialisten unter 0151 / 70 669 393 – wir sind nur einen Telefonhörer von Ihnen entfernt.



Die A-dec® Polsterfarben im Überblick:

für A-dec® 300 Radius (Dauphine)



für A-dec® 300B Radius (Ultraleather®)



* Ultraleather Pro features Ultrafabric's Ink & Stain Resistant solution which repels stubborn stains, while inherent EPA-registered antimicrobial technology inhibits the growth of bacteria and other surface pathogens.
 ** Color inspired by Pantone's Color of the Year 2023, Viva Magenta — 18-1750 and used with the permission of Pantone LLC — Exclusive for A-dec in the dental market.

BRANDNEU BEI **M+W Dental**
a+dec 500B Radius Behandlungseinheit

A-dec® 500B Radius

Eine Legende neu definiert!
 Die beste A-dec Einheit, die es je gab!

- Erfüllung höchster Ansprüche
- Extreme Stabilität und Zuverlässigkeit
- Moderne Technik und intelligente Einfachheit
- Eleganz und Langlebigkeit
- Geeignet für Patienten bis zu einem Gewicht von 227 kg
- Polsterfarbe frei nach A-dec® Polstermuster auswählbar uvm.
- **Ideal für Rechts- und Linkshänder Behandler*innen**



Abbildung enthält Sonderausstattung, die nicht im Angebotspreis enthalten sind.

inkl. 572 A-dec® LED-Leuchte
 zzgl. gesetzliche MwSt.
ab € 31.900,-
+ GRATIS
A-dec® 521 Assistenten-Arbeitsstuhl
 im Wert von € 1.290,-
 (LVP € 2.041,-)



Mehrpriß Zusatzausstattung / Arztelement:

- Patientenstuhl**
 • genähtes Polster/Lounge Polster **€ 1.090,-**
- Dürr Dental Amalgamabscheider CAS 1** **€ 2.900,-**
- Dürr Dental Mundspülbeckenventil** **€ 1.090,-**



Paket Elektro bestehend aus:

- 2 x A-dec®/NSK elektr. Mikromotoren NLZ
- 1 x Acteon Newtron LED ZEG

Paketpreis
€ 5.900,-



Sie sind interessiert an A-dec® Behandlungseinheiten?
 Sie wollen sich selbst von der Qualität und Anmutung des Weltmarktführers überzeugen?
 Gerne empfangen wir Sie persönlich in unserer Ausstellung.

Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin mit unseren Beratungsspezialisten unter 0151 / 70 669 393 – wir sind nur einen Telefontörer von Ihnen entfernt.



ÜBERZEUGENDE
 QUALITÄT –
 GÜNSTIGER PREIS!



M+W select WET WIPES FLOWPACK

Gebrauchsfertige, alkoholreduzierte Desinfektionstücher (25 x 25 cm) für die Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und wischbaren Flächen. Hervorragende Materialverträglichkeit. Im praktischen Flowpack zum Wiederverschließen. Breites Wirkungsspektrum und schnelle Wirksamkeit. Neutraler Duft.

Gropa, 6 x 80 Tücher
 100 718 | 1 Pckg. | **€ 46,50**
€ 37,20

Hinweis: Biozidprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

M+W select POWER TRIMM VD

Lieferumfang:

- Trimmer inkl. Volldiamantscheibe
- Zu-/Ablaufschlauch (Ablaufschlauch ausziehbar)
- Schlauchschellen am Gerät, sowie ein Imbusschlüssel zur Trimmerscheiben-De- und Montage

300 907

1 Stck. | € 998,00
€ 799,00

Technische Daten:

Spannung: 220 V
Drehzahl: 2800 U/Min.
Gewicht: 21 kg
Maße (H x B x T): 38 x 39 x 37 cm
Garantie: 1 Jahr

-20%

Volldiamantiert



ZUBEHÖR FINDEN SIE UNTER WWW.MWDENTAL.DE

799,-

M+W select INDU-HEAT

Induktionsheizgerät zur Erwärmung von Wachs-messern, Sonden und anderen dentalen Instrumenten.

Technische Daten:

Spannung: 230 V
Leistung: 100 W
Maße (H x B x T): 95 x 92 x 270 mm
Gewicht: 550 g
Garantie: 1 Jahr

-25%

Induktionsheizgerät

300 905 | 1 Stck. | € 239,00
€ 179,00



ZUBEHÖR FINDEN SIE UNTER WWW.MWDENTAL.DE

179,-

M+W select K-60 MASTER

Hochleistungs-Mikromotor für den gesamten Laboralltag. Durch das ergonomisch geformte Handstück, wird das Gewicht gut verteilt, was für ein ermüdungsfreies Arbeiten sorgt.

- Als Knie- oder Tischversion anwendbar
- Automatiklauf
- Drehzahl einstellbar von 1.000 – 60.000 U/Min.
- Vor- und Rücklauf
- Bürstenloses und leichtes Handstück
- Geringe Vibration, hochwertige Kugellager
- Höchstes Drehmoment mit 16 Ncm
- Schnellspanner
- Servicefreundlich (einfacher Lagerwechsel)

Technische Daten:

Spannung: 230 V / 60 Hz
Leistung: 230 W
Drehmoment: 16 Ncm
Drehzahl: 1.000 – 60.000 U/Min
Maße Steuergerät (L x B x H):
263 x 96 x 230 mm
Maße Handstück (Ø x L): 25 x 162 mm
Gewicht Steuergerät: 2,6 kg
Gewicht Handstück: 0,36 kg
Garantie: 1 Jahr

-18%



Lieferumfang:

- Steuereinheit (Knie)
- Handstück mit Kabel
- Fußschalter
- Handstückablage

094 952 | 1 Stck. | € 999,00
€ 819,00

819,-

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

M+W select EASY-FIRE

Der kleinste und platzsparendste Keramikbrennofen für Zahnärzte und Dentallabore. Mit dem EASY-FIRE lassen sich ganz schnell und unkompliziert Keramikarbeiten farblich charakterisieren oder glasieren. Durch die grazile und leichte Bauweise ist das Gerät ebenfalls bestens dafür geeignet um direkt vor Ort schnelle Farb-/Korrekturbrände vorzunehmen. Es wird keine Vakuumpumpe benötigt. Leichte und intuitive Bedienung mittels Drehknopf, 9 Programmspeicherplätze, Aufheizrate und Endtemperatur frei einstellbar.

Technische Daten:
 Spannung: 230 V / 50-60 Hz
 Leistung: 800 W
 Temperatur: max 1.100°C
 Heizrate: 25°C/min
 Maße Gerät (L x B x H): 205 x 155 x 220 mm
 Maße Brenngutträger (L x B): 55 x 55 mm
 Gewicht: 3,6 kg
 Garantie: 1 Jahr

Lieferumfang:

- Keramikbrennofen
- Netzstecker
- Brenngutträger

245 930 | 1 Stck. | € 1.590,00
 € 999,00

ZUBEHÖR FINDEN SIE UNTER WWW.MWDENTAL.DE

999,-

-37%



M+W select POLYLUX LED

Kompaktes LED-Lichtpolymerisationsgerät zum Aushärten von Löffelmaterialien, lichthärtender Wachse, Versiegelungslacke und anderer Materialien. Durch die LED-Technik entsteht so gut wie keine Inhibitionsschicht. Durch den erweiterbaren Polymerisationsraum, kann das Gerät um 24 mm erhöht werden.

- 17 LED im Wellenbereich 365 – 405 nm
- Softstart
- Timer-Zeiten 30, 60, 120 Sekunden
- Erweiterbarer Polymerisationsraum

Technische Daten:
 Spannung: 240 V
 Leistung: 14 W
 Maße (H x B x T): 210 x 192 x 105 mm
 Lichtraum (Standard) (H x B x T):
 120 x 100 x 50 mm
 Wellenbereich: 365 – 405 nm
 Garantie: 1 Jahr

-19%

Lieferumfang:

- LED-Lichthärtegerät inkl. Netzteil
 - Polymerisationsraumerweiterung
- 115 980 | 1 Stck. | € 195,00
 € 159,00



159,-

M+W select POLY-PRO

Kleines und robustes Druckpolymerisationsgerät zur Kalt- und Heißpolymerisation dentaler Kunststoffe. Stufenlose Temperaturregelung 55°C – 120°C.

Technische Daten:
 Spannung: 230 V / 50 Hz
 Leistung: 200 W
 Druck: max. 3,5 Bar
 Volumen Behälter: 1,05 l
 Maße Gerät (H x B x T): 250 x 160 x 220 mm
 Maße Topf (Ø x H): 126 x 100 mm
 Gewicht: 4 kg
 Garantie: 1 Jahr

-18%

Druckpolymerisationsgerät
 245 920 | 1 Stck. | € 998,00
 € 819,00



819,-


TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

M+W select SANDBLASTER

Technische Daten:
 Spannung: 220 – 230 V
 Leistung LED: 10 W
 Maße (H x B x T): 380 x 430 x 400 mm
 Maße Saugstutzen: Ø-außen 35 mm,
 Ø-innen 32 mm, L = 40 mm
 Arbeitsdruck: 1 – 7 bar
 Strahlentank Füllmenge: ca. 700 g
 Gewicht: 13 kg
 Garantie: 1 Jahr

-19%

Sandstrahlgerät
 700 940 | 1 Stck. | € 699,00
 € 569,00



569,-

ZUBEHÖR FINDEN SIE UNTER WWW.MWDENTAL.DE

M+W select VAPORBOY

Technische Daten:
 Netzanschluss: 230 V / 50 – 60 Hz
 Aufnahmeleistung: 1.100 W
 Maße (H x B x T): 290 x 330 x 330 mm
 Gewicht: 9 kg
 Druck: 0 – 4 bar
 Tankvolumen: 3,5 l
 Garantie: 2 Jahre

-16%

Abdampfgerät
 000 994 | 1 Stck. | € 999,00
 € 839,00



839,-

M+W select RÜTLER

Technische Daten:	Rüttler 100 W	Rüttler 150 W
Spannung:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung:	100 W	150 W
Strom:	1,5 A	2,5 A
Maße (B x H x T):	140 x 140 x 115 mm	210 x 140 x 115 mm
Gewicht:	5 kg	10 kg
Garantie:	1 Jahr	1 Jahr

BIS ZU
-21%

Rüttler 100 W
 094 950 | 1 Stck. | € 285,00
 € 229,00

Rüttler 150 W
 094 951 | 1 Stck. | € 315,00
 € 249,00



ab **229,-**

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

VITA VACUMAT 6000 M/MP

VITA VACUMAT 6000 M:
Premium Brennofen für alle dental-keramischen Brände.

anthrazit (1.)
189 901 | 1 Stck. | € 3.290,00
€ 2.499,00

karminrot (2.)
289 916 | 1 Stck. | € 3.390,00
€ 2.999,00

himmelblau (3.)
289 917 | 1 Stck. | € 3.390,00
€ 2.999,00

tiefschwarz (4.)
289 918 | 1 Stck. | € 3.390,00
€ 2.999,00

türkisblau (5.)
289 919 | 1 Stck. | € 3.390,00
€ 2.999,00

verkehrsweiß (6.)
289 920 | 1 Stck. | € 3.390,00
€ 2.999,00


Vakuumpumpe
189 908 | 1 Stck. | € 985,00
€ 739,00

Vakuumpumpe II, Rocker
189 925 | 1 Stck. | € 680,00
€ 559,00

Lieferung durch Firma VITA.

VITA VACUMAT 6000 MP:
Kombipressofen für alle auf dem Markt vorhandenen keramischen Materialien, kann als Press- und Brennofen eingesetzt werden.

anthrazit (1.)
189 903 | 1 Stck. | € 4.850,00
€ 3.799,00



BIS ZU
-24%

Vakuumpumpe II, Rocker



ab **2.499,-**



Vakuumpumpe

VITA
PERFECT MATCH
experience
VITA 100

vPad comfort / excellence

vPad comfort
189 999 | 1 Stck. | € 1.650,00
€ 1.249,00

vPad excellence
189 990 | 1 Stck. | € 2.250,00
€ 1.699,00



BIS ZU
-25%

ab **1.249,-**

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

GC Labolight DUO

147 936 | 1 Stck. | € 2.980,00
€ 1.949,00

1 Gerät – 2 Modi!
LED-Lichthärtegerät für die indirekte Compositetechnik. Multifunktionales Gerät mit neuester LED-Technologie, automatisiertem Drehsystem, schlankem und ergonomischem Design. Zwischenhärten (Intervallmodus), Endhärten (Vollmodus). Das Gerät deckt einen Wellenlängenbereich von 380 – 510 nm mit folgenden Spektralbereichsspitzen von 465 – 485 nm (12 blaue LEDs) und 390 – 400 nm (drei violette LEDs) ab.



-35%



1.949,-
GC

Gipstrimmer HSS-88

Technische Daten:
Spannung: 220 – 240 V / 50/60 Hz
Leistung: 1.000 W/4,6 A
Drehzahl: 3.000 U/Min.
Maße (B x T x H): 330 x 410 x 335 mm
Gewicht: 19,8 kg
Garantie: 1 Jahr

mit Korundscheibe
095 912 | 1 Stck. | € 2.180,00
€ 1.699,00

mit Volldiamantscheibe
095 919 | 1 Stck. | € 3.550,00
€ 2.699,00



ab **1.699,-**

WASSERMANN
Hamburg · Germany

Wamix Economy **NEU**

Bedienerfreundliches Vakuum-Anrührgerät für alle Gipsorten, Einbettmassen und Silikone. Die Wamix-Geräte von Wassermann überzeugen durch gute und blasenfreie Anmischergebnisse. Ihre einfache Bedienung und die extreme Robustheit sorgen zuverlässig für Arbeitserleichterung.

- Einfache Bedienung garantiert homogene Mischergebnisse
- Die Belüftung des Bechers erfolgt erst nach Bestätigung
- Nachvakuum reduziert Gaseinschlüsse zusätzlich
- Automatischer Mischvorgang beim Ansetzen des Mischbechers
- Der geneigte Motor ermöglicht ein vereinfachtes Ansetzen des Mischbechers
- Als Wand- und Tischgerät einsetzbar, Tischstativ ist als Zubehör erhältlich

Technische Daten:
Spannung: 100 – 240 V / 50/60 Hz
Leistung 94 W
Maße (B x H x T): 195 x 310 x 180 mm
Gewicht: 7,1 kg
Drehzahl: ca. 500 U/min
Vakuum: ca. 130 mbar (absolut)
Mischzeit: 1s- 999h
Schutzklasse: IP 22

Lieferumfang:
• Gerät, Becher (mittel) 350 ml
• Befestigungsset f. Wandmontage
295 901 | 1 Stck. | € 1.380,00
€ 1.099,00

1.099,-

WASSERMANN
Hamburg · Germany



Abdampfbox **NEU**

Kompakte Arbeitskabin zur Reinigen von Werkstücken. Sie ist ausgelegt für das Bearbeiten bzw. Reinigen von Kleinteilen bis hin zu handgroßen Teilen. Für eine optimale Sicht beim Arbeiten sorgen ein kraftvoller Lüfter, der den Dampf schnell über einen Bodenfilter absaugt, sowie eine Arbeitsraumausleuchtung mittels LED-Licht.

- Schnelle Dampfabsaugung durch kräftigen Lüfter mit Nachlaufregelung
- Lüftersteuerung zwischen Dauerbetrieb und Automatikbetrieb wählbar
- Lüfter-Automatikbetrieb wählbar über Fußpedal- bzw. Handsensor-Steuerung
- Auffangschale kann mittels seitlichem Kugelhahn entleert werden

Technische Daten:
Spannung: 100 – 240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme: 0,8 A
Leistung: 140 W
Maße max (B x H x T): 421 x 476 x 549 mm
Maße Gehäuse (B x H x T): 393 x 476 x 515 mm
Maße Arbeitsöffnung (B x H x T): 285 x 235 mm
Gewicht: 26,5 kg
Schutzklasse: IP 44

Lieferumfang:
• Gerät inkl. 2 m Abflussschlauch
295 900 | 1 Stck. | € 1.980,00
€ 1.499,00

1.499,-

WASSERMANN
Hamburg · Germany



Wasi Steam Classic II

Technische Daten:
Spannung: 220 – 240 V / 50/60 Hz
Leistung: 1220 W
Maße max. (B x H x T): 245 x 350 x 315 mm
Maße (Gehäuse) (B x H x T): 200 x 305 x 310 mm
Gewicht: 12,5 kg
Arbeitsdruck: max. 5 bar
Kesselinhalt: 3,3 l
Garantie: 1 Jahr

Edelstahl
096 000 | 1 Stck. | € 1.599,00
€ 1.199,00

Edelstahl weiß
096 001 | 1 Stck. | € 1.599,00
€ 1.199,00

WASSERMANN
Hamburg · Germany



1.199,-

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

Q3 Basic

Technische Daten:
Drehzahl: 200 – 40.000 U/min
Drehmoment: 7 Ncm
Spannung: 230 V / 50/60 Hz
Leistung: 180 W

- Q3 Basic Kniestuerung
153 956 | 1 Stck. | € 1.650,00
€ 1.299,00
- Q3 Basic Fußsteuerung
153 957 | 1 Stck. | € 1.650,00
€ 1.299,00
- Q3 Basic Tischsteuerung
153 958 | 1 Stck. | € 1.650,00
€ 1.299,00

Q3 Profi

Technische Daten:
Drehzahl: 200 – 50.000 U/min
Drehmoment: 9 Ncm
Spannung: 100 – 240 V / 50/60 Hz
Leistung: 180 W

- Q3 Profi Kniestuerung
153 959 | 1 Stck. | € 1.980,00
€ 1.549,00
- Q3 Profi Fußsteuerung
153 960 | 1 Stck. | € 1.980,00
€ 1.549,00
- Q3 Profi Tischsteuerung
153 961 | 1 Stck. | € 1.980,00
€ 1.549,00

Q3 Premium

Technische Daten:
Drehzahl: 200 – 60.000 U/min
Drehmoment: 11 Ncm
Spannung: 230 V / 50/60 Hz
Leistung: 340 W

- Q3 Premium Kniestuerung
153 962 | 1 Stck. | € 2.380,00
€ 1.799,00
- Q3 Premium Fußsteuerung
153 963 | 1 Stck. | € 2.380,00
€ 1.799,00
- Q3 Premium Tischsteuerung
153 964 | 1 Stck. | € 2.380,00
€ 1.799,00

BIS ZU
-24%

SCHICK
DENTAL

ab **1.299,-**



- + Ultraschneller Strahler
- + Inklusive Scanner
- + Verlängerte Garantie auf 4 Jahre
- + 10 Jahre Ersatzteilgarantie



BIOSTAR VII

Technische Daten:
Maße (B x H x T):
450 x 230 x 260 mm
Leistung: 230 V / 750 W
Arbeitsdruck: 0,5 – 6,0 bar
Gewicht: 14 kg
Garantie: 3 Jahre

Druckformgerät
366 999
1 Stck. | € 3.890,00
€ 3.299,00

MINISTAR S

Technische Daten:
Maße (B x H x T):
500 x 210 x 400 mm
Leistung: 230 V, 750 W
Arbeitsdruck: 0,5 – 4,0 bar
Gewicht: 9,0 kg
Garantie: 3 Jahre

Druckformgerät
366 951
1 Stck. | € 1.980,00
€ 1.799,00

WICHTIG: DAS ALTGERÄT KANN BEI DER KOSTENLOSEN EINWEISUNG VOR ORT DEM SCHEU-MITARBEITER MITGEGEBEN WERDEN.

SCHEU

€ 300,- GUTSCHRIFT + € 200,- MATERIALPAKET*

BEIM KAUF VON 1 BIOSTAR VII / 1 MINISTAR S UND GLEICHZEITIGER
EINSENDUNG EINES ALTEN TIEFZIEHGERÄTS (EGAL WELCHES FABRIKAT)

* inkl. einer kostenlosen Einweisung vor Ort

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

K-POWERgrip/K-Control TLC

Kniesteuerung:

K-POWERgrip TLC-Steuergerät (Knie)
inkl. Steuergerät TLC, K-POWERgrip-
Handstück und Handstückablage
182 981 | 1 Set | ~~€ 2.540,00~~
€ 1.699,00

Auftischsteuerung:

K-POWERgrip/TLC-Steuergerät (Auftisch)
inkl. Steuergerät TLC, K-POWERgrip-
Handstück und Handstückablage
182 982 | 1 Set | ~~€ 2.540,00~~
€ 1.699,00

Fußsteuerung:

K-POWERgrip/TLC-Steuergerät (Fuß)
inkl. Steuergerät TLC, K-POWERgrip-
Handstück und Handstückablage
182 983 | 1 Set | ~~€ 2.540,00~~
€ 1.699,00

K-POWERgrip-Handstück EWL 4941

182 984 | 1 Stck. | ~~€ 1.560,00~~
€ 949,00

Technische Daten:
Drehzahlbereich: 1.000 – 50.000 U/Min.
Max. Drehmoment: 7 Ncm
Rundlaufabweichung: < 0,02 mm
Lüfter: geschlossenes System
Antriebssystem: kollektorloser Motor
Gewicht: 240 g
Länge: 163 mm
Kabellänge: 1,98 m
Garantie: 1 Jahr



BIS ZU
-39%

1.699,-

K-ERGOgrip/K-Control TLC

Kniesteuerung:

inkl. TLC-Steuergerät, K-ERGOgrip-
Handstück, 2 Griffhülsen und
Handstückablage
182 993 | 1 Set | ~~€ 2.680,00~~
€ 1.699,00

Fußsteuerung:

inkl. TLC-Steuergerät, K-ERGOgrip-
Handstück, 2 Griffhülsen und
Handstückablage
182 994 | 1 Set | ~~€ 2.680,00~~
€ 1.699,00

Auftischsteuerung:

inkl. TLC-Steuergerät, K-ERGOgrip-
Handstück, 2 Griffhülsen und
Handstückablage
182 995 | 1 Set | ~~€ 2.680,00~~
€ 1.699,00

K-ERGOgrip Handstück, einzeln

182 996 | 1 Stck. | ~~€ 1.760,00~~
€ 999,00

Technische Daten:
Drehzahlbereich: 1.000 – 50.000 U/min¹
Max. Drehmoment: 7 Ncm
Abgabeleistung: 160 W Länge
Handstück: 140 mm
Garantie: 1 Jahr



BIS ZU
-43%

1.699,-

KAVO
Dental Excellence

K5 plus/K-Control TLC

Kniesteuerung:

inkl. Steuergerät TLC Knie,
K5 plus Handstück und Handstückablage
182 998 | 1 Set | ~~€ 1.860,00~~
€ 1.399,00

Tischsteuerung:

inkl. Steuergerät TLC Tisch,
K5 plus Handstück, Fußanlasser
und Handstückablage
182 997 | 1 Set | ~~€ 1.860,00~~
€ 1.399,00

Fußsteuerung:

inkl. Steuergerät TLC Fuß,
K5 plus Handstück und Handstückablage
182 999 | 1 Set | ~~€ 1.860,00~~
€ 1.399,00

K5 Plus Handstück EWL 4911, einzeln

182 969 | 1 Stck. | ~~€ 1.240,00~~
€ 799,00

Technische Daten:
Drehzahlbereich: 1.000 – 35.000 U/Min.
Max. Drehmoment: 4,5 Ncm
Rundlaufabweichung: < 0,03 mm
Antriebssystem: kollektorloser DC-Motor
Gewicht: 220 g
Länge: 149 mm
Garantie: 1 Jahr



BIS ZU
-36%

1.399,-

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

Erkoform-3d+

Technische Daten:
 Spannung: 230 V
 Leistung: 360 W
 Maße (H x B x T): 315 x 350 x 370 mm
 Ø Folien: 120 mm
 Folienstärke: 0 – 5,5 mm
 Max. Vakuum: 0,8 bar
 Gewicht: 11,9 kg
 Garantie: 2 Jahre

Tiefziehgerät
 119 939 | 1 Stck. | ~~€ 1.990,00~~
 € 1.499,00



-25%

1.499,-



Erkoform-3d motion

Technische Daten:
 Spannung: 230 V
 Leistung: 380 W
 Maße (H x B x T): 315 x 350 x 370 mm
 Gewicht: 13,1 kg
 Garantie: 2 Jahre

Tiefziehgerät
 119 938 | 1 Stck. | ~~€ 2.350,00~~
 € 1.949,00



-17%

1.949,-



YETI Modellierspitzen

- PKT 1 fein (1.)
060 961 | 1 Stck. | ~~€ 24,90~~
 € 19,90
- PKT 2 dick (2.)
060 962 | 1 Stck. | ~~€ 26,90~~
 € 21,50
- Messerform (3.)
060 963 | 1 Stck. | ~~€ 27,90~~
 € 22,30
- Korkenzieher dick (4.)
060 964 | 1 Stck. | ~~€ 24,90~~
 € 19,90
- Hollenback horizontal (5.)
060 966 | 1 Stck. | ~~€ 24,90~~
 € 19,90



BIS ZU -20%

ab 19,90



CONTACT-E/-duo Aufwachsstation

Elektrisches Wachsmesser mit Heizplatte. Die leichte Neigung der Platte ermöglicht übersichtliches und ergonomische Arbeiten. Ein nützliches Detail ist der praktische Wachsabstreifer zur Reinigung der Modellierspitzen. Die linke Hälfte der Metallplatte ist beheizt (kann zu oder abgeschaltet werden). Fixe Temperatur von ca. 35 – 40°C, stufenlose Temperaturregelung bis zu 190°C, Handstückklemmen zum sicheren Ablegen/ Einklemmen des Handstücks nach Gebrauch.

Technische Daten:
 Spannung: 230 V
 Leistung: 9 – 12 W
 Temperatur: max. 190 °C
 Garantie: 2 Jahre

CONTACT-E:
 Basis inkl. Wachsabstreifer, Staubschutzdeckel, 1 Handstück, Modellierspitze PKT2
260 918 | 1 Stck. | ~~€ 249,00~~
 € 199,00

CONTACT-E duo:
 Basis inkl. Wachsabstreifer, Staubschutzdeckel, 2 Handstücke, Modellierspitze PKT1, PKT2
260 919 | 1 Stck. | ~~€ 315,00~~
 € 252,00



ab 199,-



Bis zu 25% auf die ivoclar Programat-Brennöfen

Programat P310 G2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Garantie: 2 Jahre

Netzka-
bel, Vakuumschlauch, Programat-
Brenn-
gutträger Kit 2, Temperatur-Kontrollset 2,
USB-Download-Kabel, Programat-USB-Stick

452 910 | 1 Stck. | € 5.049,00
€ 3.799,00

Vakuumpumpe VP3 easy
751 969 | 1 Stck. | € 870,00
€ 669,00



ALT GEGEN NEU

€ 500,-
GUTSCHRIFT
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

3.799,-

Programat P510 G2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Garantie: 2 Jahre

Netzka-
bel, Vakuumschlauch, Programat-
Brenn-
gutträger Kit 2, Automatisches
Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset),
USB-Download-Kabel, Programat-USB-Stick,
Programat-WLAN Kit

452 911 | 1 Stck. | € 6.790,00
€ 5.499,00

Vakuumpumpe VP5
318 952 | 1 Stck. | € 1.350,00
€ 1.025,00



ALT GEGEN NEU

€ 500,-
GUTSCHRIFT
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

5.499,-


Programat P710 G2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Garantie: 2 Jahre

Netzka-
bel, Vakuumschlauch, Programat-
Brenn-
gutträger Kit 2, Automatisches
Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset),
USB-Download-Kabel, Programat-USB-Stick,
Programat-WLAN Kit, A-D-Farbschlüssel,
DSA-Holder Kit.

452 912 | 1 Stck. | € 8.750,00
€ 6.699,00

Vakuumpumpe VP5
318 952 | 1 Stck. | € 1.350,00
€ 1.025,00



ALT GEGEN NEU

€ 500,-
GUTSCHRIFT
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

6.699,-

Programat S2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.600°C
Garantie: 2 Jahre

Programat S2, Programat Temperatur Kalibration
Set Starter Kit, Sinterisch, Programat Dosto-Tray,
Sinterischgabel, Garantiekarte, Kurz-Bedienungs-
anleitung, Ethernet Kabel, USB Stick, Netzkabel,
div. Zubehör und Informationsmaterial

443 953 | 1 Stck. | € 14.999,00
€ 11.499,00

Vakuumpumpe VP5
318 952 | 1 Stck. | € 1.350,00
€ 1.025,00



ALT GEGEN NEU

€ 1.000,-
GUTSCHRIFT
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

11.499,-

Bis zu 25% auf die ivoclar Programat-Brennöfen

Programat EP3010 G2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Garantie: 2 Jahre

Netz Kabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenn-
gutträger Kit 2, Automatisches Temperatur-
Kontrollset ATK2 (Testset), Muffelabkühlgitter,
USB-Download-Kabel

452 913 | 1 Stck. | € 10.179,00
€ 8.299,00

Vakuumpumpe VP5

318 952 | 1 Stck. | € 1.350,00
€ 1.025,00



8.299,-

ALT GEGEN NEU

€ 500,-
GUTSCHRIFT
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

Programat EP5010 G2

Technische Daten:
Brenntemperatur max.: 1.200°C
Garantie: 2 Jahre

Netz Kabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenn-
gutträger Kit 2, Automatisches Temperatur-
Kontrollset ATK2 (Testset),
Muffelabkühlgitter, USB-Download-Kabel,
Programat-WLAN Kit

452 914 | 1 Stck. | € 13.450,00
€ 11.999,00

Vakuumpumpe VP5

318 952 | 1 Stck. | € 1.350,00
€ 1.025,00



11.999,-

ALT GEGEN NEU

€ 500,-
GUTSCHRIFT
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES

Programat CS6

Technische Daten:
Netzanschluss:
110 - 240 V / 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 1.650 W
Maße (H x L x B): 450 x 494 x 415 mm
(mit Brenngut-Ablageplatte)
Brenntemperatur max.: 1.560 °C
Gewicht: 28,5 kg
Garantie: 2 Jahre

Programat CS6, Netz Kabel, Vakuumschlauch, IPS Speed Tray,
Pinzette, Temperaturkontrollset Starter Kit, Netzwerkkabel,
Kurz-Bedienungsanleitung, Programat WLAN-Kit,
A-D Farbschlüssel, DSA Holder Kit, div. Zubehör

452 921 | 1 Stck. | € 14.150,00
€ 11.399,00

Vakuumpumpe VP5

318 952 | 1 Stck. | € 1.350,00
€ 1.025,00



ALT GEGEN NEU

€ 500,-
GUTSCHRIFT
VOM SONDERPREIS
BEI RÜCKGABE
IHRES ALT-GERÄTES



11.399,-

TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

SILENT compact

Technische Daten:
 Netzspannung: 220 - 240 V / 50 / 60 Hz
 Leistung: 490 W
 Maße (B x H x T): 245 x 440 x 500 mm
 Saugleistung (max.): 2.500 l/min
 Geräuschpegel: 55 dB (A)
 Füllvolumen Staubschublade: ca. 2,6 l
 Garantie: 3 Jahre

inkl. 2 m Saugschlauch
 und 2 Endmuffen
 661 928 | 1 Stck. | ~~€ 1.380,00~~
 € 999,00

999,-

Einzelplatzabsaugung



Twister

Technische Daten:
 Netzspannung: 240 V / 50 - 60 Hz
 Drehzahl: 100 - 450 U/min
 Vakuum max.: -890 mbar, -12,9 psi
 Förderleistung max.: 16 l/min
 Maße Wandgerät (B x H x T): 152 x 285 x 235 mm
 Maße mit Standfuß (B x H x T): 230 x 640 x 295 mm
 Gewicht: 5,2 kg (ohne Becher)
 Garantie: 3 Jahre

Vakuumanmischgerät
 561 914 | 1 Stck. | ~~€ 1.490,00~~
 € 1.049,00

1.049,-



Basic classic

Technische Daten:
 Arbeitsdruck: 1 - 6 bar, 14,5 - 87 psi
 Anschlussdruck max.: 6 - 8 bar, 87 - 116 psi
 Netzspannung: 230 V, 50/60Hz
 Luftverbrauch: 98 l/Min. bei 6 bar
 Leistung Lampe: 16 W
 Strahlkammervolumen: 14 l
 Maße (B x H x T): 355 x 270 x 415 mm
 Gewicht unbefüllt: 6,5 kg

Gerät mit 2 Tanks:
 1 x 25 - 70 µm, 1 x 70 - 250 µm
 561 937 | 1 Stck. | ~~€ 1.250,00~~
 € 899,00

899,-

Feinstrahlgerät



Basic eco

Technische Daten:
 Arbeitsdruck: 1 - 6 bar, 14,5 - 87 psi
 Anschlussdruck max.: 6 - 8 bar, 87 - 116 psi
 Netzspannung: 230 V, 50/60Hz
 Luftverbrauch: 98 l/Min. bei 6 bar
 Leistung Lampe: 9 W
 Strahlkammervolumen: 10 l
 Maße (B x H x T): 350 x 275 x 400 mm
 Gewicht unbefüllt, 2 Tanks: 5,5 kg
 Garantie: 3 Jahre

Gerät mit 2 Tanks:
 1 x 25 - 70 µm, 1 x 70 - 250 µm
 661 962 | 1 Stck. | ~~€ 1.090,00~~
 € 799,00

799,-

Feinstrahlgerät



Vortex compact 3L

Technische Daten:
 Leistung: 1.200 W
 Saugleistung (max.): 3.700 l/min, 2,18 ft³/s
 Gewicht: 10 kg
 Garantie: 3 Jahre

Absauger
 161 934 | 1 Stck. | ~~€ 815,00~~
 € 599,00

599,-



Basic master

Technische Daten:
 Arbeitsdruck: 1 - 6 bar, 14,5 - 87 psi
 Anschlussdruck max.: 6 - 8 bar, 87 - 116 psi
 Netzspannung: 230 V, 50/60Hz
 Luftverbrauch: 98 l/Min. bei 6 bar
 Leistung Lampe: 16 W
 Strahlkammervolumen: 20 l
 Maße (B x H x T): 395 x 285 x 460 mm
 Gewicht unbefüllt mit 2 Tanks: 8,1 kg
 Garantie: 3 Jahre

Gerät mit 2 Tanks:
 1 x 25 - 70 µm, 1 x 70 - 250 µm
 561 917 | 1 Stck. | ~~€ 1.490,00~~
 € 1.099,00

1.099,-

Feinstrahlgerät



TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

MT Premium

Technische Daten:
 Netzspannung: 220 - 240 V
 Leistung: 1.300 W
 Drehzahl: 2.880 - 3.400 U/min
 Wasserverbrauch max.: 7 l/min
 Wasserdruck max.: 1 - 5 bar, 14,5 - 72,5 psi
 Ø Anschlussstutzen: 36 mm
 Maße (B x H x T): 305 x 330 x 410 mm
 Gewicht (ohne Trimmerscheibe): 13,2 kg
 Garantie: 3 Jahre

mit Klettfix-Scheibe
 861 935 | 1 Stck. | € 1.480,00
 € 1.099,00

mit Marathon-Scheibe
 861 936 | 1 Stck. | € 2.090,00
 € 1.599,00



ab **1.099,-**

Waxelectric light I + II

Waxelectric light I:
 mit 1 Handstück und
 1 Sonde, mittel
 461 970 | 1 Stck. | € 199,00
 € 149,00

Waxelectric light II:
 mit 2 Handstücken und
 je 1 Sonde klein und groß
 461 971 | 1 Stck. | € 280,00
 € 199,00

Waxelectric I + II

Waxelectric I:
 mit 1 Handstück und
 1 Sonde, mittel
 461 972 | 1 Stck. | € 315,00
 € 225,00

Waxelectric II:
 mit 2 Handstücken und
 je 1 Sonde klein und groß
 461 973 | 1 Stck. | € 430,00
 € 308,00



ab **149,-**

ab **225,-**

Bijou 90 Bunsenbrenner

für Flüssiggas
 061 937 | 1 Stck. | € 165,00
 € 129,00

für Erdgas
 061 938 | 1 Stck. | € 165,00
 € 129,00



129,-



TOP-ANGEBOTE für Ihr Labor!

POLYMAT

Technische Daten:
 Netzanschluss: 230 V/50 Hz
 Aufnahmeleistung: 1.100 W
 Gewicht: 19 kg
 Maße (H x B x T): 330 x 330+290 x 380 mm
 Innenbehälter (Ø x T): 220 x 190 mm
 Volumen: 7 l
 Zeit: 0 – 120 min
 Druck var.: 3 – 6 bar
 Temperatur: bis 100 °C
 Gehäuse: Edelstahl
 Garantie: 2 Jahre

Polymerisationsgerät
064 990
 1 Stck. | € 2.550,00
 € 1.899,00



1.899,-

ROTOGRIND CLASSIC

Technische Daten:
 Netzanschluss: 230 V / 50 – 60 Hz
 Aufnahmeleistung: 1.300 Watt
 Maße (H x B x T): 310 x 310 x 400 mm
 Gewicht: 20 kg
 Drehzahl: 3.000 U/Min.
 Gehäuse: Edelstahl
 Garantie: 2 Jahre

inkl. PW-Scheibe
164 923 | 1 Stck. | € 2.069,00
 € 1.599,00
 inkl. SiC-Scheibe
064 913 | 1 Stck. | € 1.450,00
 € 1.099,00



ab **1.099,-**

THERMORET

Technische Daten:
 Volumen der Edelstahl-Box ca. 0,8 l
 Temperaturbereich: 0 – 70 °C
 Netzanschluss: 230 V/50 – 60 Hz
 Aufnahmeleistung: 180 W
 Inhalt: ca. 0,8 l
 Maße (H x B x T): 135 (inkl. Box: 180) x 220 x 230 mm
 Gewicht: 5,5 kg
 Loch-Ø: 0,8 / 1,3 / 1,6 / 2,1 cm
 Temperatur: max. 70 °C
 Gehäuse: Edelstahl

164 992
 1 Stck. | € 880,00
 € 699,00



699,-

SANDURET 2

Technische Daten:
 Netzanschluss: 230 V/50 Hz
 Aufnahmeleistung:
 100 W (2), 120 W (3), 140 W (4)
 Arbeitsdruck: 0,5 – 6 bar
 Maße (H x B x T): 350 x 480 x 440 mm
 Gewicht: 17 kg
 Luftverbrauch: ca. 80 l/min.

mit 2 Strahl tanks
064 975 | 1 Stck. | € 1.840,00
 € 1.349,00



ab **1.349,-**

STEAMY MINI

Technische Daten:
 Spannung: 230 V/50 – 60 Hz
 Leistung: 1.200 W
 Gewicht: 8 kg
 Temp./Druck: 150 °C / 4,5 bar
 Volumen: 3,5 l
 Maße (H x B x T): 280 x 330 x 330 mm
 Garantie: 2 Jahre

Dampfstrahler
064 930
 1 Stck. | € 1.450,00
 € 949,00



949,-

-35%



Röntengeräte von DEXIS

Dexis OP 3D Pan 2D digitales Panorama-Röntgengerät inkl. Fernröntgeneinrichtung mit CMOS-Technologie



~~€ 49.000,-~~
€ 27.000,-*
zzgl. MwSt.



~~€ 4.400,-~~
€ 2.900,-*
zzgl. MwSt.

* Zuzüglich 2D Prüfkörper-Kit.
Zuzüglich evtl. anfallender Kosten für die Installation und Anbindung der KaVo Software und Hardware an Ihre bestehende Praxis-EDV (muss im Detail noch besprochen werden).
Zuzüglich Kosten für die Röntgen-Erstabnahme, die Sachverständigenprüfung (durch den TÜV) sowie die Genehmigung durch das Amt für Arbeitsschutz.

- Fernröntgeneinrichtung links mit zweiter Röntgenröhre
- nur 1 Sensor, jedoch kein Wechseln des Sensors erforderlich
- Leistung: 60 – 95 KV / 2 – 14 mA
- Steuerung nur über Laptop/ PC möglich
- mit Fast-Scan-Funktion für 2D Panoramaaufnahmen in nur 9 Sek.
- über die Orthofocus-Funktion wird automatisch die beste Bildschicht angezeigt

- Mit Quickcompose schnelle Bildkontrolle sofort nach der Aufnahme
- 2D Aufnahmeprogramme:
 - Standard Panorama
 - Panoramaprogramm für Kinder
 - segmentierte Panoramaaufnahme
 - Laterale Kiefergelenksaufnahmen
 - Bissflügelenaufnahmen

- Gerät ist komplett bleifrei
- inkl. Starter Kit
- Positionierung/Hygiene
- Software 2D:
 - DTX Studio Clinic
 - 2D intraoral und extraoral Bildaufnahme und Diagnostik
 - 10 Nutzer oder Arbeitsplatz
 - 3D nachrüstbar
 - 2 Jahre Garantie

Orthopantomograph OP 3D Pan/Ceph
082 400 | 1 Stck. | ~~€ 49.000,00~~
€ 27.000,00

Scan eXam One Scanner
082 403 | 1 Stck. | ~~€ 4.400,00~~
€ 2.900,00

SOLANGE VORRAT REICHT.

Für weitere Informationen zum Thema Röntgen und zum technischen Service wenden Sie sich an:

Tel. 0 151 / 70 669 393

Die Nettosonderpreise in diesem Katalog sind nicht rabattfähig und schließen unsere sonst üblichen Standard- und auch Sonder-Rabatte mit ein.

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter:
0 60 42 / 88 00 88
Mo – Do 7.30 – 17.00 Uhr
Fr 7.30 – 15.00 Uhr



App:
heja+
(Apple Store/Play Store)



Online via Web:
www.mwdental.de
www.mwdental.at (Österreich)



Freefax:
00 800 / 88 00 80 01
(Gültig für Deutschland und Österreich)

UNSER SERVICE FÜR SIE:



Ruck-Zuck-Lieferservice
Alles was Sie bis 17.00 Uhr bestellen, wird am selben Tag bearbeitet und versendet.



Porto sparen
Ab einem Nettowarenwert von € 150,- erhalten Sie Ihre Bestellung portofrei.

Folgen Sie uns auf:



@mwdentalgmbh



@mwdental_de