




HIGHLIGHTS

Alles auf einen Blick für **Praxis & Labor**
gültig bis zum 28.06.2024



NEU

 **SIMPLEE® OSHIBORI WELLNESS TUCH**
Seite 44

PRAXIS

Seite 2 – 34



SIMPLEE®

PRAXIS
Seite 35 – 45

LABOR
Seite 46



PRAXIS
Seite 47 – 90

LABOR
Seite 91 – 111

LABOR

Seite 112 – 131



3M™ Ubistesin™

Lokalanästhesie

	50 Stck. à 1,7 ml	6 x 50 Stck. à 1,7 ml
Ubistesin™ 1/200.000 Zylinderampullen (rote Kappe)	020 370	020 362
Ubistesin™ 1/100.000 Zylinderampullen (goldene Kappe)	020 371	020 363
Ubistesin™ 1/400.000 Zylinderampullen (orange Kappe)	020 395	020 396
1 Pckg.	€ 35,80*	€ 181,40*

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

ab **35,80***



3M™ Mepivastesin™

Lokalanästhesie

50 Zylinderampullen à 1,7 ml
020 355 | 1 Pckg. | € 37,90*

37,90*

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



SPAREN SIE ZUSÄTZLICH MIT UNSEREN SONDERSTAFFELN!

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv

Refill Flasche: 5 ml
420 101 | 1 Fl. | € 107,00
Sonderstaffel:
ab 5 Fl. | je Fl. | € 85,60

Value Pack Flaschen: 3 x 5 ml
420 102 | 1 Pckg. | € 291,00
Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 232,80

Intro Kit Single-Use L-Pop:
50 L-Pop, 3 ml Spritze Scotchbond
Universal Ätzgel, 25 Applikations-
kanülen, Zubehör
420 103 | 1 Pckg. | € 134,00
Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 107,20

Single-Use 100 L-Pop:
100 L-Pop, 3 ml Spritze Scotchbond
Universal Ätzgel, Zubehör
420 104 | 1 Pckg. | € 237,00
Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 189,60

Single-Use 200 L-Pop:
200 L-Pop, 3 ml Spritze Scotchbond
Universal Ätzgel, Zubehör
420 105 | 1 Pckg. | € 430,00
Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 344,00

Single-Use 400 L-Pop:
400 L-Pop, 3 ml Spritze Scotchbond
Universal Ätzgel, Zubehör
420 106 | 1 Pckg. | € 789,00
Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 631,20



ab **85,60**

3M™ Cavit™

Provisorische Verschlussmasse

Schraubglas, 28 g 10 Tuben à 7 g

Cavit	020 165	020 180
Cavit-G	020 164	-
Cavit-W	020 163	020 181
1 Pckg.	€ 17,50	€ 39,90
Sonderstaffel:	€ 16,50	€ 37,90
ab 4 Pckgn., je Pckg.	€ 13,10	€ 29,90



ab **13,10**

3M™ Express 2

VPS Abformmaterial

Refill Pack
(2 x 300 ml Basispaste,
2 x 60 ml Katalysator):
Penta™ Putty, grün
216 201 | 1 Pckg. | € 189,00
Sonderstaffel:
€ 179,50

Penta™ H, orange
216 204 | 1 Pckg. | € 189,00
Sonderstaffel:
€ 179,50

Penta™ H Quick, grün
216 207 | 1 Pckg. | € 189,00
Sonderstaffel:
€ 179,50

Penta™ H Universal Quick, hellgrün
216 210 | 1 Pckg. | € 189,00
Sonderstaffel:
€ 179,50

Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 151,20

Penta™ Putty Soft, orange
520 231 | 1 Pckg. | € 191,00
Sonderstaffel:
€ 181,30

Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 152,80



ab **151,20**

3M™ Imprint™ 4 VPS Abformmaterial

Refill
(2 x 300 ml Basispaste,
2 x 60 ml Katalysator):
Penta™ Putty
420 288 | 1 Pckg. | € 169,00
€ 160,50

Penta™ Heavy
420 289 | 1 Pckg. | € 169,00
€ 160,50

Penta™ Super Quick Heavy
420 290 | 1 Pckg. | € 169,00
€ 160,50

Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 135,20

Value Pack
(6 x 300 ml Basispaste,
6 x 60 ml Katalysator):
Penta™ Putty
520 250 | 1 Pckg. | € 453,00
€ 430,30

Penta™ Heavy
520 251 | 1 Pckg. | € 453,00
€ 430,30

Penta™ Super Quick Heavy
520 252 | 1 Pckg. | € 453,00
€ 430,30

Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 362,40

Refill
(4 x 50 ml Kartuschen,
5 Mischkanülen gelb,
5 Einwegspritzen grün):
Garant™ Super Quick Ultra-Light
420 291 | 1 Pckg. | € 113,00
€ 107,30

Garant™ Light
420 292 | 1 Pckg. | € 113,00
€ 107,30

Garant™ Super Quick Light
420 293 | 1 Pckg. | € 113,00
€ 107,30

Garant™ Regular
420 294 | 1 Pckg. | € 113,00
€ 107,30

Garant™ Super Quick Regular
420 295 | 1 Pckg. | € 113,00
€ 107,30

Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 90,30

ab **90,30**

3M™ Imprint™ 4 Preliminary Penta™ VPS Situationsabformmaterial

Refill
(2 x 300 ml Basis,
2 x 60 ml Katalysator):
Penta™
520 267 | 1 Pckg. | € 90,50
€ 85,90

Penta™ Super Quick
520 268 | 1 Pckg. | € 90,50
€ 85,90

Sonderstaffel:
ab 4 Pckgn. | je Pckg. | € 67,85

Value Pack
(6 x 300 ml Basis,
6 x 60 ml Katalysator):
Penta™
520 265 | 1 Pckg. | € 229,00
€ 217,50

Penta™ Super Quick
520 266 | 1 Pckg. | € 229,00
€ 217,50

Sonderstaffel:
ab 4 Pckgn. | je Pckg. | € 171,70



ab **67,85**

3M™ Imprint™ 4 Bite VPS Bissregistrierungsmaterial

2 x 50 ml Kartuschen,
5 Mischkanülen grün,
5 Applikationsdüsen Bite
520 260 | 1 Pckg. | € 54,50
€ 51,70

Sonderstaffel:
ab 4 Pckgn. | je Pckg. | € 40,85

ab **40,85**



3M™ Filtek™ One Bulk Fill Komposit

Farbe	Spritze, 4 g	Kapseln, 20 x 0,2 g
A1	816 125	816 130
A2	816 126	816 131
A3	816 127	816 132
B1	816 128	816 133
C2	816 129	816 134
1 Pckg.	€ 63,00	€ 63,00
Sonderstaffel: ab 5 Pckgn., je Pckg.	€ 59,80	€ 59,80
	€ 50,30	€ 50,30

ab **50,30**

ab **51,95**



3M™ Filtek™ Universal Restorative Universal Komposit

Farbe	Spritze, 4 g	Kapseln, 20 x 0,2 g
A1	816 142	816 152
A2	816 143	816 153
A3	816 144	816 154
A3,5	816 145	816 155
A4	816 146	816 156
B1	816 147	816 157
B2	816 148	816 158
D3	816 149	816 159
XW (extra white)	816 150	816 160
PO (pink opaque)	816 151	-
1 Pckg.	€ 65,00	€ 65,00
Sonderstaffel: ab 5 Pckgn., je Pckg.	€ 61,70	€ 61,70
	€ 51,95	€ 51,95

Ultracain®

Zylinderampullen 100 Stck. à 1,7 ml	Ultracain® D-S 1:200.000 grün	Ultracain® D-S forte 1:100.000 blau	Ultracain® D ohne Adrenalin grau
	028 320	028 323	028 361
je Pckg.	€ 75,90*	€ 75,90*	€ 75,90*
ab 10 Pckgn. einer Sorte, je Pckg.	€ 71,50*	€ 71,50*	€ 71,50*

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

ab **71,50***



SPAREN SIE 28% GEGENÜBER EINZELKAUF!

Septanest®

Zylinderampullen (50 Stck. à 1,7 ml)	
Septanest 1/100.000 (blau, forte)	056 330
Septanest 1/200.000 (grün)	056 331
je Pckg.	€ 30,90 € 29,90
ab 5 Pckgn. nach Wahl, je Pckg.	€ 29,90 € 23,90
Sonderstaffel: ab 13 Pckgn. nach Wahl, je Pckg.	€ 22,20

ab **22,20**

ab **11,10**

Septoject® Evolution

Zylinderampullen (100 Stck.)	
G 27, Ø 0,40 mm, 9 mm, braun	038 529
G 27, Ø 0,40 mm, 16 mm, gelb	038 525
G 27, Ø 0,40 mm, 25 mm, gelb	038 526
G 27, Ø 0,40 mm, 9 mm, braun	038 529
Für die intraligamentale Anästhesie, 100 Stck.	
G 30, Ø 0,30 mm, 9 mm, violett	038 530
G 30, Ø 0,30 mm, 16 mm, blau	038 527
G 30, Ø 0,30 mm, 25 mm, blau	038 528
G 30, Ø 0,30 mm, 9 mm, violett	038 530
je Pckg.	€ 15,50 € 14,70
ab 5 Pckgn. nach Wahl, je Pckg.	€ 12,40
Sonderstaffel: ab 13 Pckgn. nach Wahl, je Pckg.	€ 11,10



Septoject® Einmalkanülen

Zylinderampullen (100 Stck.)	
G 25 long = 17/42, Ø 0,5 mm, rot	038 500
G 25 short = 17/25, Ø 0,5 mm, rosa	038 501
G 27 long = 30/42, Ø 0,4 mm, gelb	038 502
G 27 short = 30/25, Ø 0,4 mm, orange	038 503
Für die intraligamentale Anästhesie, 100 Stck.	
G 30 short = 40/25, Ø 0,3 mm, blau	038 505
G 30 extra-short = 40/10, Ø 0,3 mm, violett	038 506
je Pckg.	€ 12,80 € 12,10
ab 5 Pckgn. nach Wahl, je Pckg.	€ 10,20
Sonderstaffel: ab 13 Pckgn. nach Wahl, je Pckg.	€ 9,20



ab **9,20**

Septoject® XL Einmalkanülen

Zylinderampullen (100 Stck.)	
G 27 kurz = 30/25 Ø 0,4 mm, orange	038 515
G 27 lang = 30/42 Ø 0,4 mm, gelb	038 516
Für die intraligamentale Anästhesie, 100 Stck.	
G 30 kurz = 40/25 Ø 0,3 mm, blau	038 517
G 30 extra-kurz = 40/10 Ø 0,3 mm, violett	038 518
je Pckg.	€ 14,50 € 13,70
ab 5 Pckgn. nach Wahl, je Pckg.	€ 11,60
Sonderstaffel: ab 13 Pckgn. nach Wahl, je Pckg.	€ 10,40



ab **10,40**



FujiCEM® 2 SL

Nachfüllpackung für Handmischung:
2 x 13,3 g (7,2 ml) Kartuschen SL,
1 Mixing Pad
898 170 | 1 Pckg. | € 239,00
€ 215,00

Automix Packung:
2 x 13,3 g (7,2 ml) Kartuschen SL,
44 Mixing-Tips SL
898 171 | 1 Pckg. | € 319,00
€ 287,00



ab **215,-**



ab **85,-**

FujiCEM® Evolve

Single Pack:
5 ml Spritze,
15 Push + Click Mixtips Regular
447 125 | 1 Pckg. | € 94,50
€ 85,00

Triple Pack Handmix:
3 x 5 ml Spritzen, 1 Mixing Pad
447 126 | 1 Pckg. | € 209,00
€ 188,00

Triple Pack Automix:
3 x 5 ml Spritzen,
45 Push + Click Mixtips Regular
447 127 | 1 Pckg. | € 239,00
€ 215,00

G-CEM ONE™

**Twin Refill (2 x 4,6 g Spritzen,
15 Automix Tips Regulär,
5 Automix Endo Tips):**
A2
447 195 | 1 Pckg. | € 115,00
€ 103,50

Transluzent
447 196 | 1 Pckg. | € 115,00
€ 103,50

**Value Refill (8 x 4,6 g Spritzen,
60 Automix Tips Regulär,
20 Automix Endo Tips):**
A2
543 064 | 1 Pckg. | € 359,00
€ 323,00

Transluzent
447 149 | 1 Pckg. | € 359,00
€ 323,00

Universal System Kit:
je 1 x 4,6 g Spritze G-Cem One A2,
Transluzent, 15 Automix Tips Regulär,
5 Automix Endo Tips,
5 ml G-Premio BOND, 5 ml Multi PRIMER
547 127 | 1 Pckg. | € 172,00
€ 154,80

Adhesive Enhancing Primer, 4 ml
447 189 | 1 Pckg. | € 66,50
€ 59,85



ab **59,85**

'GC.'

Ubigel Inperio Parodontalgel **NEU**

Parodontalgel zur Behandlung und Regenerierung bei Zahnfleischerkrankungen. Es besteht aus einem Komplex aus Spermidin, Natriumalginat, Natriumhyaluronat (Hyaluronsäure) und Alkohol mit starker antibakterieller Wirkung. Die Basis ist Spermidin, einem physiologischen Bestandteil des menschlichen Körpergewebes mit einer hohen Kapazität zur Förderung der Reparatur von Parodontalgewebe (Binde-, Knochen- und Zahngewebe). Ubigel Inperio hilft bei der Wiederherstellung und Regeneration von Zahnfleisch und Mundschleimhaut durch die Wirkung von zwei Gelen: Eines mit einer Füllfunktion für die Parodontaltasche, die deren Reparatur begünstigt, und eines mit einer Fixierfunktion, die die Auslaugung durch den Speichel verhindert.



2 x 0,25 ml
049 326 | 1 Pckg. | € 29,00
€ 26,10

2 x 1 ml
049 327 | 1 Pckg. | € 85,00
€ 76,50

ab **26,10**

Artinestol® Lokalanästhetikum

-15%
gegenüber Einzelkauf

Artinestol® 1:100.000

Zylinderampullen (rot):

100 Stck. à 1,7 ml

049 322 | 1 Pckg. | € 63,50
€ 59,00*

Artinestol® 1:200.000

Zylinderampullen (gelb):

100 Stck. à 1,7 ml

049 320 | 1 Pckg. | € 63,50
€ 59,00*

Sonderstaffel:

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 53,90*



* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

ab **53,90***

Pursept®-A Xpress S **NEU**

Einführungspreis
-15%

Gering alkoholische Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten und Flächen. Schnelle Wirksamkeit (ab 15 Sekunden) und hohes Wirkungsspektrum. Sehr gute Materialverträglichkeit, auch geeignet zur Desinfektion empfindlicher Kommunikationsgeräte (Tablet/Smartphone). Dermatologisch getestet.

1 l
049 785 | 1 Fl. | € 14,90
€ 12,50

5 l
049 786 | 1 Kan. | € 66,90
€ 56,80



Aus Pursept®-A Xpress wird Pursept®-A Xpress S

ab **12,50**



Atraloc Nadel-Faden-Kombination

Perma-Hand-Seide:

Nicht resorbierbares, polifiles, beschichtetes Seidenfibrum, schwarz geflochten. Sicherer Knotensitz und gutes Handling.

Nr. 18501 G: J-1 Nadel, USP 4-0
032 601 | 1 Pckg. | € 49,90
€ 44,00

Nr. 632 G: X-1 Nadel, USP 3-0
032 602 | 1 Pckg. | € 49,90
€ 41,00

Nr. EH 7149 G: FS-2 Nadel, USP 4-0
032 603 | 1 Pckg. | € 49,90
€ 41,00

Nr. 18509 G: SH-1 plus Nadel, USP 3-0
032 609 | 1 Pckg. | € 45,60
€ 41,00

Nr. 18507 G: ST-4 Nadel, USP 4-0
032 607 | 1 Pckg. | € 49,90
€ 42,20

Mersilene:

Nicht resorbierbares, synthetisches, polifiles Nahtmaterial, grün geflochten. Durch hohe Reißkraft Sicherheit vor Dehiszenzen.

Nr. 18506 G: V-5 Nadel, USP 3-0
032 606 | 1 Pckg. | € 48,00
€ 43,20

Nr. 18513 G: V-5 Nadel, USP 4-0
032 620 | 1 Pckg. | € 48,00
€ 43,20



ab **41,-**

Nadeltyp	Maße	Nadeltyp	Maße
J-1 1/2 Kreis schneidende Nadel	L=17,0 mm ø=0,43 mm	SH-1 plus 1/2 flache Rundkörperringel	L=22,0 mm ø=0,55 mm
X-1 1/2 Kreis schneidende Nadel	L=22,0 mm ø=0,43 mm	ST-4 Gerade Rundkörperringel	L=19,0 mm ø=0,43 mm
FS-2 3/8 Kreis schneidende Nadel	L=18,7 mm ø=0,55 mm	V-5 1/2 Kreis schneidende Rundkörperringel	L=17,0 mm ø=0,55 mm

SPONGOSTAN™ Dental

- Resorbierbarer, steriler Schwamm aus Schweinegelatine
- Formbar und wasserunlöslich
- pH-neutral
- 10 x 10 x 10 mm

24 Stck.
032 315 | 1 Pckg. | € 18,30
€ 16,90*

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



16,90*

Johnson & Johnson

VISALYS® CEMCORE

Starter Pack Universal A2/A3:

- 2,5 ml Automixspritze
- Visalys® CemCore
- 2 ml Tooth Primer
- 2 ml Restorative Primer
- je 5 Mischkanülen blau stumpf, spitz
- 3 Intraoral tips
- 2 Endo tips

037 140 | 1 Pckg. | € 139,00
€ 127,80

Farbe	Normal Pack:	
	5 ml Automixspritze Visalys® CemCore, je 10 Mischkanülen blau stumpf, spitz, 6 Intraoral tips, 4 Endo tips	
Universal A2/A3	037 141	
Opaque	037 142	
Translucent	037 143	
Bleach	037 144	
Dark A4	037 145	
1 Pckg.	€ 154,00	€ 141,00



ab **127,80**

VISALYS® TEMP

Farbe	Refill:	Bonus Pack:
	50 ml Kartusche, 15 Mischkanülen	5 x 50 ml Kartuschen, 15 Mischkanülen
A1	037 126	–
A2	037 127	037 123
A3	037 128	037 124
1 Pckg.	€ 99,50 € 91,50	€ 419,00 € 385,00



ab **91,50**

VISALYS® CORE

Farbe	1 x 5 ml Doppelkammerspritze, 10 Mischkanülen braun, 5 Intraoral-Tips transparent, 5 Endotips	2 x 5 ml Doppelkammerspritze, 20 Mischkanülen braun, 10 Intraoral-Tips transparent, 10 Endotips	25 ml Kartusche, 20 Mischkanülen gelb (kurz), 20 Intraoral-Tips gelb
	dentin	140 237	037 131
weiß	140 229	037 130	037 132
1 Pckg.	€ 66,00 € 60,90	€ 119,50 € 109,90	€ 175,00 € 161,00



ab **60,90**



VISALYS® FILL

Farbe	Spritze, 4 g	Caps, 15 x 0,25 g
A1	137 100	137 107
A2	137 101	137 108
A3	137 102	137 109
A3,5	137 103	137 110
A4	137 104	137 111
Opak A2	137 105	137 112
Bleach	137 106	137 113
1 Pckg.	€ 72,90 € 67,10	€ 65,50 € 59,95



ab **67,10**

VISALYS® FLOW

Farbe	Spritze, 1,8 g
A1	137 115
A2	137 116
A3	137 117
A3,5	137 118
A4	137 119
Opak A2	137 120
Bleach	137 121
1 Pckg.	€ 32,90 € 30,20

30,20

PANAVIA™ SA Cement Universal

Farbe	4,6 ml Automix-Spritzen, 20 Mixing-Tips
Universal (A2)	522 160
White	522 161
Translucent	522 162
1 Pckg.	€ 118,20 € 112,30
Sonderstaffel: ab 5 Pckgn. je Pckg.	€ 94,55

DAS IST ALLES!
PANAVIA™ SA
Cement Universal
Wirklich universal.
So einfach. Ohne primen.



ab **94,55**



PANAVIA™ SA Cement Universal – selbstadhäsives Befestigungskomposit

Wirklich universal – für alle indirekten Restaurationen
So einfach – Reduzierung der Arbeitsschritte und somit Materialreduzierung, hohe Fehlertoleranz und einfache Überschussentfernung
Ohne primen – Kein Primer erforderlich, dank unserer integrierten Silanhaftvermittler LCSI & MDP

PANAVIA™ Veneer LC

Lichthärtendes Befestigungskomposit für die hochästhetische Befestigung. Die hohe Stabilität unter Umgebungslicht führt zu einer langen Verarbeitungszeit von 200 Sekunden (bei einem Umgebungslicht von 8000 Lux). Somit können Sie problemlos mehrere Veneers gleichzeitig befestigen.

Indikation: Veneers, Inlays und Onlays aus Keramik oder Composit mit einer Schichtstärke unter 2 mm.

Farbe	1,5 ml Paste, 5 Applikator Tips
Universal (A2)	522 170
Clear	522 171
Brown (A4)	522 172
White	522 173
1 Pckg.	€ 52,00 € 49,40
Sonderstaffel: ab 5 Pckgn. je Pckg.	€ 41,60

ab **41,60**



kuraray *Noritake*

alphasil® PERFECT

putty soft:

- Dose, 900 ml (ca. 1.600 g)
- Dosierlöffel
- 053 200 | 1 Pckg. | € 33,50
€ 26,80

Eimer, 10 kg

- 053 201 | 1 Eimer | € 149,00
€ 119,20

heavy:

- Tube, 150 ml (ca. 175 g)
- 053 202 | 1 Tube | € 15,80
€ 12,60

medium:

- Tube, 150 ml (ca. 175 g)
- 053 203 | 1 Tube | € 16,70
€ 13,30

light:

- Tube, 150 ml (ca. 175 g)
- 053 204 | 1 Tube | € 17,50
€ 13,95



Dose
26,80

Tube
ab **12,60**

BIS ZU
-20%



alphasil® PERFECT ACTIVATOR PASTE

Pastenhärter 60 ml, rosa

- 053 212 | 1 Tube | € 14,95
€ 11,95



11,95

müller-omicron

COLTENE SPAREN SIE BIS ZU 25%!

HyFlex Remover

30/.07, 5 Stck.:

19 mm
363 685 | 1 Pckg. | € 58,90
€ 44,10

23 mm
363 686 | 1 Pckg. | € 58,90
€ 44,10

44,¹⁰



ab **11,⁶⁰**

Speedex

910 ml = 1.365 g:

Putty
026 292 | 1 Pckg. | € 38,00
€ 28,50

Putty soft
026 299 | 1 Pckg. | € 38,00
€ 28,50


140 ml = 154 g:
light body
026 293 | 1 Pckg. | € 15,50
€ 11,60

medium
026 298 | 1 Pckg. | € 15,50
€ 11,60

Universal-Aktivatorpaste:
60 ml = 60 g
026 294 | 1 Pckg. | € 22,50
€ 16,85

ParaPost XP

Größe/Farbe	XP Titanium Posts, 12 Stifte
P7843, Ø 0,9 mm, braun	379 181
P7844, Ø 1,0 mm, gelb	379 182
P78445, Ø 1,14 mm, blau	379 183
P7845, Ø 1,25 mm, rot	379 184
P78455, Ø 1,40 mm, violett	379 185
P7846, Ø 1,50 mm, schwarz	379 186
je Pckg.	€ 80,90 € 60,65



60,⁶⁵

ParaPost XT


Größe/Farbe	10 Titan-Wurzel- gewindestifte
P683-0, Ø 0,9 mm, braun	279 141
P684-0, Ø 1,0 mm, gelb	279 142
P684-5, Ø 1,14 mm blau	279 143
P685-0, Ø 1,25 mm, rot	279 144
P685-5, Ø 1,40 mm, violett	279 145
P686-0, Ø 1,50 mm, schwarz	279 146
je Pckg.	€ 112,00 € 84,00



84,-

ParaPost XP Abdruckstifte


Größe/Farbe	20 Abdruckstifte
P743-3, Ø 0,90 mm, braun	379 124
P743-4, Ø 1,00 mm, gelb	379 125
P743-4,5, Ø 1,14 mm, blau	379 126
P743-5, Ø 1,25 mm, rot	379 127
P743-5,5, Ø 1,40 mm, violett	379 128
P743-6, Ø 1,50 mm, schwarz	379 129
P743-7, Ø 1,75 mm, grün	379 130
je Pckg.	€ 36,50 € 27,30



27,³⁰

ParaPost XH


Größe/Farbe	XH Titanium Posts, 12 Stifte
P883, Ø 0,90 mm, braun	379 187
P884, Ø 1,00 mm, gelb	379 188
P8845, Ø 1,14 mm, blau	379 189
P885, Ø 1,25 mm, rot	379 190
P8855, Ø 1,4 mm, violett	379 191
P886, Ø 1,5 mm, schwarz	379 193
P887, Ø 1,75 mm, grün	379 192
je Pckg.	€ 89,90 € 67,40



67,⁴⁰

ParaPost XP Temporärstifte


Größe/Farbe	20 Temporärstifte
P746-3, Ø 0,90 mm, braun	379 131
P746-4, Ø 1,00 mm, gelb	379 132
P746-4,5, Ø 1,14 mm, blau	379 133
P746-5, Ø 1,25 mm, rot	379 134
P746-5,5, Ø 1,40 mm, violett	379 135
P746-6, Ø 1,50 mm, schwarz	379 136
P746-7, Ø 1,75 mm, grün	379 137
je Pckg.	€ 60,50 € 45,30



45,³⁰

ParaPost XP Ausbrennstifte

Größe/Farbe	10 Ausbrennstifte
P751-3, Ø 0,90 mm, braun	379 138
P751-4, Ø 1,00 mm, gelb	379 139
P751-4,5, Ø 1,14 mm, blau	379 140
P751-5, Ø 1,25 mm, rot	379 141
P751-5,5, Ø 1,40 mm, violett	379 142
P751-6, Ø 1,50 mm, schwarz	379 143
P751-7, Ø 1,75 mm, grün	379 144
je Pckg.	€ 42,70 € 31,95



31,⁹⁵

MAILLEFER WaveOne® Gold

Glider, 6 Stck.			NiTi-Feilen, 6 Stck.			Papierspitzen, 180 Stck.	Conform Fit™ Guttapercha, 60 Stck.
			L 21 mm	L 25 mm	L 31 mm		
21 mm	140 917	small 20/.07, gelb	888 643	888 647	888 651	888 668	988 696
25 mm	140 909	primary 25/.07, rot	888 644	888 648	888 652	888 669	988 697
31 mm	888 655	medium 35/.06, grün	888 645	888 649	888 653	888 670	988 698
1 Pckg.	€ 101,60 € 96,40	large 45/.05, weiß	888 646	888 650	888 654	888 671	988 699
		Sortiment*	–	–	–	–	988 695
		1 Pckg.	€ 105,50 € 99,95	€ 105,50 € 99,95	€ 105,50 € 99,95	€ 27,90 € 26,50	€ 18,50 € 17,50

* je 12 x small, medium, large, 24 x primary



Glider

6 Instrumente
99,95



NiTi-Feilen



Papierspitze



Conform Fit™
Guttapercha

Eine umfassende
Behandlungslösung
in drei einfachen
Schritten.
**AUFBEREITUNG.
SPÜLUNG.
OBTURATION.**

TruNatomy Spülkanülen

30G, 40 Stck.
988 692 | 1 Pckg. | € 67,00
€ 63,50

63,50



SmartLite Pro EndoActivator™ Tips

25 Stck.
small (15/02), 22 mm 288 093
medium (25/04), 22 mm 288 094
medium long (25/04), 28 mm 288 095
1 Pckg. € 55,50
€ 52,70

52,70



AH Plus Jet

Starter Kit:
• 15 g Automix Spritze
• 20 Mixing-Tips
• 20 Intraoral-Tips
• 1 Mixing Pad
• 1 Organizer Tray
088 340 | 1 Pckg. | € 119,00
€ 113,00

Refill:
• 2 x 15 g Automix Spritzen
088 341 | 1 Pckg. | € 175,00
€ 166,00



ab **113,-**





Verlieb dich neu
in Klasse II mit
Dentsply Sirona.

Vereinfachen Sie Ihre Klasse II Restaurationen und machen Sie es sich einfach, sie zu lieben!

Der Klasse II Ansatz von Dentsply Sirona mit seinen Produkten, die nahtlos ineinander greifen. Meistern Sie die häufigsten Herausforderungen wie bspw. Wiederherstellung des Kontaktpunktes und Vermeidung postoperativer Sensibilität – für Behandlungen, die mit Leichtigkeit gelingen.



SmartLite[®] Pro



Jetzt mehr erfahren:
www.dentsplysirona.com/de-de/entdecken/verfahren-entdecken/klasse-2-restauration.html

©2023 Dentsply Sirona Inc.
All rights reserved.



Eine Herausforderung: Enge Kontakte und Wiederherstellung der Anatomie.
**Mit Palodent[®] V3, SDR[®] flow+, Ceram.x Spectra[™] ST:
natürliche Konturen & ein höchstästhetisches Ergebnis!**

Geeignet für alle Ätzmethoden und alle Indikationen



Prime&Bond active[®]

Eco Nachfüllpackung:
3 x 4 ml Flaschen
588 193 | 1 Pckg. | € 253,00
€ 238,00

238,-

SDR[®] flow+ Collector's Edition

110 x 0,25 g Compulas
(70 x Universalfarbe,
10 x A1, 15 x A2, 15 x A3)
688 169
1 Pckg. | € 385,00
€ 365,00

365,-

Core-X[®] flow

4 x 4,75 g Doppelkammerspritzen,
20 Mixing-Tips mit Intraoral-Tips
212 121 | 1 Pckg. | € 157,00
€ 147,90

147,90



Das Original mit über 120 Millionen Applikationen weltweit!



Dentsply Sirona Hand- & Winkelstücke

Energio Winkelstücke **NEU**

Winkelstückserie mit moderner Technik und neuem Getriebedesign mit wesentlichen Optimierungen: Exzellente Laufruhe und geringerer Verschleiß. Hierdurch fühlt sich die Qualität der Winkelstücke stets an wie an Tag 1.

Hohe Zuverlässigkeit: Die Optimierung des Getriebedesigns führt zu einer höheren Haltbarkeit und längeren Lebensdauer. Eines der leisesten Winkelstücke am Markt. Das ergonomische Design und die griffige Oberfläche führen zu einem komfortablen und präzisen Arbeiten. Die Winkelstücke sind mit einem 1 Düsen Spray ausgestattet. Die Schnelllaufwinkelstücke sind mit dem patentierten 4x2 Düsen Spraysystem ausgestattet.

Safe Head Technology: Mit einem der kühlest Köpfe auf dem Markt für hohe Patientensicherheit. Die Winkelstücke verfügen über einen integrierten Wasserfilter. Der optimierte Lichtleiter und die kleineren Köpfe sorgen für eine hervorragende Sicht. Die mit einem S gekennzeichneten Winkelstücke sind kürzer als die Winkelstücke ohne diese Kennzeichnung.

Die T1 Energio Serie hat eine Titanaußenhülle. Die Kugellager der Schnelllaufwinkelstücke haben eine DLC (Diamond like Carbon) Beschichtung. Auf diese Serie wird eine Garantie von 3 Jahren gewährt.

Die T2 Energio Serie hat eine Edelstahlaußenhülle. Auf diese Serie wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.

Dentsply Sirona T2 Energio:

Winkelstück 1:5 L rot
859 081 | 1 Stck. | € 969,00
€ 920,00

Winkelstück 1:1 L blau
859 082 | 1 Stck. | € 699,00
€ 664,00

Winkelstück 5:1 L grün
859 083 | 1 Stck. | € 769,00
€ 730,00

Dentsply Sirona T1 Energio:

Winkelstück 1:5 L rot
859 075 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 1.281,00

Winkelstück 1:1 L blau
859 076 | 1 Stck. | € 859,00
€ 816,00

Winkelstück 5:1 L grün
859 077 | 1 Stck. | € 899,00
€ 854,00

Winkelstück S 1:5 L rot
859 078 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 1.281,00

Winkelstück S 1:1 L blau
859 079 | 1 Stck. | € 859,00
€ 816,00

Winkelstück S 5:1 L grün
859 080 | 1 Stck. | € 899,00
€ 854,00

ab **664,-**

Die neue Generation von Winkelstücken



Dentosept

Desinfektionsmittel für die Wasserwege in der Behandlungseinheit, 1,41%-ig auf Basis von Wasserstoffperoxid. Wirkt nachhaltig und materialschonend durch Depotwirkung.

1 l
498 780 | 1 Fl. | € 29,50
€ 28,90
ab 6 Fl. | je Fl. | € 28,90
€ 27,90



ab **27,90**

Dentsply Sirona Schnellkupplungen

Kupplung mit 4-Loch Normanschluss, LED-Licht, Sprayregulierung und mit Spray-Rücksaugstopp. Schnellkupplung für T1 / T2 Turbinen. Herstellergarantie: 12 Monate

Turbinen Schnellkupplung R Typ
Dentsply Sirona
135 498 | 1 Stck. | € 425,00
€ 403,00

Turbinen Schnellkupplung R LED
Dentsply Sirona
288 001 | 1 Stck. | € 479,00
€ 455,00

ab **403,-**



T1 Spray

Zur Pflege von Dentsply Sirona Turbinen, Hand- und Winkelstücken.

250 ml
098 780 | 1 Dose | € 35,50
€ 34,30
ab 6 Dosen | je Dose | € 34,90
€ 33,70

ab **33,70**

Dentsply Sirona Hand- & Winkelstücke

T2 Line

T2 Line ist die robuste Hand- und Winkelstückserie der Comfort-Klasse. Hier verbinden sich Qualität und das Know-how von Dentsply Sirona zu einer Produktreihe, die mit ihrer Funktionalität und Zuverlässigkeit dafür sorgt, dass Sie sich voll und ganz auf die Behandlung konzentrieren können.

Freuen Sie sich über viele komfortable Features:

- 2 Jahre Garantie
- Optimale Ausleuchtung für hervorragende Sicht
- Mit universeller ISO-Schnittstelle
- Adaptierbar für Motoren mit Licht dank ISO-Slider

ab **659,-**

Die komfortable Lösung



Winkelstück A 200 L rot
288 021 | 1 Stck. | € 1.169,00
€ 1.110,00

Winkelstück A 40 L blau
288 022 | 1 Stck. | € 864,00
€ 821,00

Winkelstück A 6 L grün
288 023 | 1 Stck. | € 929,00
€ 882,00

Handstück AH 40 L blau
132 823 | 1 Stck. | € 694,00
€ 659,00

T2 Turbinen

Auf diese Turbinen der T2-Klasse können Sie sich in jeder Situation verlassen. Dafür sorgen unter anderem eine durchgängig hohe Leistung, die ergonomische Form in Verbindung mit einer widerstandsfähigen Edelstahlhülse sowie eine robuste Oberflächenveredelung unserer Turbinen.

Diese Mehrwerte bieten Ihnen T2 Turbinen:

- Hohe Robustheit durch Hülse aus Edelstahl und Oberflächenveredelung für eine verbesserte Griffigkeit
- Volumenreduktion der Kopfgröße bei gleichbleibender oder sogar erhöhter Leistung
- Robuste Keramik-Kugellager
- Dynamic Speed Control (DSC) für eine höhere Laufruhe und geringeren Verschleiß
- Passend für alle gängigen Schnellkupplungsvarianten (Click & Go)
- Kostengünstiger Austausch des Rotorpakets durch den Anwender
- Geringer Geräuschpegel
- T2 Turbinen mit 4-Düsen-Spray



1.280,-

T2 Control:

Dentsply Sirona-Anschluss
288 031 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 1.280,00

KaVo-Anschluss
288 032 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 1.280,00

W&H-Anschluss
288 033 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 1.280,00

NSK-Anschluss
288 034 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 1.280,00

T2 Boost:

Dentsply Sirona-Anschluss
288 035 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 1.280,00

KaVo-Anschluss
288 036 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 1.280,00

W&H-Anschluss
288 037 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 1.280,00

NSK-Anschluss
288 038 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 1.280,00

T2 mini:

Dentsply Sirona-Anschluss
288 039 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 1.280,00

KaVo-Anschluss
288 040 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 1.280,00

W&H-Anschluss
288 041 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 1.280,00

NSK-Anschluss
288 042 | 1 Stck. | € 1.349,00
€ 1.280,00

Siroson Spitzen

Spitze Nr. 1L für grobe Reinigung, lingual und bukkal

559 020 | 1 Stck. | € 115,00
€ 109,00

Spitze Nr. 2L vielseitig, lingual, bukkal und approximal


559 021 | 1 Stck. | € 115,00
€ 109,00

Spitze Nr. 3L universal beidseitig, subgingival und interdental

559 022 | 1 Stck. | € 106,00
€ 99,95

Spitze Nr. 4L universell, besonders geeignet für supra- und subgingivale Zahnflächen sowie für den interdentalen Bereich

559 023 | 1 Stck. | € 111,00
€ 105,00



ab **99,95**

Cerec Dentatec

Schleifzusatz zur Verwendung in einer Sirona Cerec Einheit.

1 l
106 901 | 1 Fl. | € 67,90
€ 64,50



64,50

DAC Oil/Nitram Oil

DAC OIL blau (200 ml) für DAC Universal mit Seriennummern 104000-199999 und 220000-399999 sowie für alle DAC Universal D

159 716 | 1 Dose | € 74,60
€ 70,85

Nitram OIL weiß (200 ml) für DAC Universal mit Seriennummern 100000-103999 und 200000-201999

159 715 | 1 Dose | € 77,40
€ 73,50



ab **70,85**

Dentsply Sirona

INSIGHT


Periapical Film IP-21:
3,1 x 4,1 cm, 150 Einzelfilme
039 411 | 1 Pckg. | € 59,90
€ 54,90
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 57,90
€ 49,90

Periapical Film IP-01:
2,2 x 3,5 cm, 100 Einzelfilme
039 414 | 1 Pckg. | € 52,50
€ 48,50
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 51,50
€ 44,50

BIS ZU
-17% ab **44,50**



ab **68,50**



ULTRA-SPEED

DF-58: 3,1 x 4,1 cm,
150 Blatt, Super Poly-Soft
039 425 | 1 Pckg. | € 55,90
€ 51,90
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 53,90
€ 46,90



T-MAT G/RA

12,7 x 30,5 cm, 50 Blatt
039 460 | 1 Pckg. | € 75,50
€ 68,50

15 x 30 cm, 50 Blatt
039 462 | 1 Pckg. | € 79,90
€ 72,90

18 x 24 cm, 50 Blatt
039 463 | 1 Pckg. | € 85,90
€ 81,60

ab **46,90**

Carestream
DENTAL

MinutenSpray classic

Spritzflasche, 500 ml (gefüllt)
098 779 | 1 Fl. | € 9,50
€ 8,95
Sonderstaffel:
ab 3 Fl. | je Fl. | € 6,30

Kanister, 5 l
098 722 | 1 Kan. | € 35,90
€ 32,90



BIS ZU
-33%

ab **6,30**

ALPRO[®]
ALPRO MEDICAL GMBH

Dekaseptol Gel

Basisset: 6 l
3 x 1 l, 1 Dosierpumpe | 082 726
082 725 | 1 Kan. | € 78,90
€ 73,50
1 Pckg. | € 96,80
€ 90,25



Oxygenal 6

1 l
082 700 | 1 Fl. | € 32,60
€ 31,60
ab 6 Fl. | je Fl. | € 31,60
€ 30,60



ab **30,60**

ab **73,50**

KaVo Spray™

500 ml
082 715 | 1 Dose | € 34,95
€ 33,95
ab 6 Fl. | je Fl. | € 33,95
€ 32,95



ab **32,95**

KAVO
Dental Excellence

Perio Mate Powder

2 x 160 g Flaschen
459 055 | 1 Pckg. | € 69,00
€ 65,55

65,55



SOFT pearl Prophylaxepulver

NEU

Prophylaxepulver für die supragingivale Anwendung, entfernt auf schonende Weise sämtliche Verfärbungen im supragingivalen Bereich, mit besonderen Stärken bei leichten und mittleren Verfärbungen. Angenehmer Glycin-Geschmack, ohne Zugabe von Geschmacksstoffen, wasserlöslich mit einer mittleren Partikelgröße von 65 µm.

4 x 250 g
459 074 | 1 Pckg. | € 119,00
€ 109,00

Prophylaxepulver für die supragingivale Anwendung

109,-



PANA SPRAY Plus

Dose, 500 ml
498 700 | 1 Dose | € 28,80
€ 27,30

27,30



Prophy-Mate Reinigungspulver

Spenderpackung:
100 Sticks à 12 g
598 057 | 1 Pckg. | € 144,00
€ 136,80

136,80

NSK

PROTOFRESH

- Hohe Reinigungsleistung durch automatische Links- und Rechtsdrehung
- Zeit individuell einstellbar über digitalen Timer
- Drehzahl stufenlos regelbar bis zu 3.000U/min.
- Für optimale Anpassung der empfindlichen Teile oder kraftvolle Reinigung
- Lieferung inkl. Becher und 1 l Reinigungsflüssigkeit und 5 mm-Nadeln

Protofresh
264 900 | 1 Stck. | € 1.050,00
€ 799,00*

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V/50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung: 150 W
Becher-Maße (Ø x H): 10 x 8 cm
Becher-Volumen: ca. 0,6 l
Abmessungen (B x H x T):
22,5 x 23,5 x 22,5 cm
Gewicht: 7 kg
Garantie: 2 Jahre



-24%

799,-*

REITEL

VDW® RECIPROC®

Größe	RECIPROC® Instrumente, 6 Stck.			RECIPROC® Guttapercha, 60 Stck.	RECIPROC® Papierspitzen, 144 Stck.
	21 mm	25 mm	31 mm		
R25, rot	059 607	059 611	059 615	059 620	059 625
R40, schwarz	059 608	059 612	059 616	059 621	059 626
R50, gelb	059 609	059 613	059 617	059 622	059 627
sortiert*	059 610	059 614	059 618	059 623	059 628
1 Pckg.	€ 109,00 € 103,50	€ 109,00 € 103,50	€ 109,00 € 103,50	€ 19,30 € 18,30	€ 21,50 € 20,30



* Instrumente sortiert: 3 x R40, 3 x R50
Guttapercha sortiert: 40 x R25, 10 x R40, 10 x R50
Papierspitzen sortiert: 96 x R25, 24 x R40, 24 x R50

Für jeden Fall das passende Instrument.

RECIPROC® Instrumente für besonders gründliche Revisionen.
RECIPROC® *blue* Instrumente für die meisten klinischen Fälle.

103,50

VDW® RECIPROC® blue

Größe	RECIPROC® blue Instrumente, 6 Stck.			RECIPROC® blue Guttapercha, 60 Stck.	RECIPROC® blue Papierspitzen, 180 Stck.
	21 mm	25 mm	31 mm		
R25, rot	359 601	359 604	359 607	359 610	359 615
R40, schwarz	359 602	359 605	359 608	359 611	359 616
R50, gelb	359 603	359 606	359 609	359 612	359 617
sortiert*	-	-	-	359 613	359 618
1 Pckg.	€ 109,00 € 103,50	€ 109,00 € 103,50	€ 109,00 € 103,50	€ 20,00 € 18,95	€ 27,00 € 25,50



* Guttapercha sortiert: 36 x R25, je 12 x R40, R50
Papierspitzen sortiert: 90 x R25, 60 x R40, 30 x R50



SPAREN SIE ZUSÄTZLICH MIT UNSEREN SONDERSTAFFELN!

Aquasil® Ultra+ DECA

2 x 380 ml DECA Kartuschen,
20 Mischkanülen Deca neu:

DECA Medium Fast Set
188 294 | 1 Pckg. | € 261,50
€ 248,30

DECA Medium Regular Set
188 295 | 1 Pckg. | € 261,50
€ 248,30

Sonderstaffel:
ab 4 Pckgn. | je Pckg. | € 195,90

ab **195,90**



Aquasil® Ultra+

4 x 50 ml Kartuschen, 12 Misch-
kanülen rot, 12 Intraoral Tips rot:

XLV Fast Set
188 284 | 1 Pckg. | € 141,00
€ 133,95

XLV Regular Set
188 285 | 1 Pckg. | € 141,00
€ 133,95

XLV Extended Set
188 286 | 1 Pckg. | € 141,00
€ 133,95

LV Fast Set
188 287 | 1 Pckg. | € 141,00
€ 133,95

LV Regular Set
188 288 | 1 Pckg. | € 141,00
€ 133,95

Sonderstaffel:
ab 6 Pckgn. | je Pckg. | € 117,50

ab **117,50**



Futurabond® U

SingleDose Testpackung Nr. 1574:
20 Stck., 2 ml Spritze Vococid Gel, Zubehör
575 180 | 1 Pckg. | € 54,50
€ 51,50

SingleDose Nr. 1571:
50 Stck., Zubehör
575 182 | 1 Pckg. | € 105,00
€ 99,50

SingleDose Nr. 1572:
200 Stck., Zubehör
575 181 | 1 Pckg. | € 352,00
€ 334,00



ab **51,50**

Futurabond® M+

Nr. 1515:
5 ml Flasche, Zubehör
675 101 | 1 Pckg. | € 117,00
€ 111,00

Nr. 1516:
3 x 5 ml Flaschen, Zubehör
675 100 | 1 Pckg. | € 290,00
€ 275,50



ab **111,-**

Dualhärtendes Universal-Adhäsiv Ein Bond für alle Fälle!

Jedes weitere Adhäsiv in einer Praxis ist überflüssig!
Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch –
Sie haben die freie Wahl!

Lösungsmittel

10 ml Flasche
075 157 | 1 Fl. | € 27,70

27,70



Bifluorid 10

Set Nr. 1615:
4 g Bifluorid 10, 10 ml Lösungsmittel
238 385 | 1 Pckg. | € 77,90
€ 74,00

Flasche Nr. 1616:
10 g Bifluorid 10
238 386 | 1 Fl. | € 114,00
€ 108,00

SingleDose Nr. 1618:
50 Stck., Single Tim
238 389 | 1 Pckg. | € 74,50
€ 71,00

Großpackung Nr 1617:
3 x 10 g Bifluorid 10,
10 ml Lösungsmittel, Pele Tim
238 387 | 1 Pckg. | € 320,00
€ 304,00

SingleDose Großpackung Nr. 1619:
200 Stck., Single Tim
238 390 | 1 Pckg. | € 224,00
€ 213,00



ab **71,-**

VOCO Profluorid® Varnish

Geschmack	SingleDose, 50 x 0,40 ml
Nr. 2226 caramel	175 807
Nr. 2227 cherry	175 808
Nr. 2228 mint	175 809
Nr. 1269 melon	075 816
Nr. 2238 bubble gum	175 806
Nr. 2240 cola lime	175 810
Nr. 2242 pina colada	175 812
1 Pckg.	€ 104,00 € 98,80

Geschmack	Tube, 10 ml
Nr. 2232 caramel	075 840
Nr. 2233 cherry	075 841
Nr. 2234 mint	075 842
Nr. 1267 melon	075 815
Nr. 2237 pina colada	075 839
1 Pckg.	€ 29,70 € 28,20

Tuben 4 x 10 ml:
Nr. 2971 mixed: melon,
caramel, cherry, mint
075 843 | 1 Pckg. | € 87,00
€ 82,65

Tube, 50 ml:
Nr. 1272 melon
075 844 | 1 Pckg. | € 102,00
€ 96,90

Zyl.-Ampullen, 5 x 1,7 ml:
Nr. 2235 melon
075 845 | 1 Pckg. | € 27,00
€ 25,65

SingleDose, 48 x 0,40 ml:
Nr. 2225 sortiert (caramel, cherry,
mint, melon, bubble gum, cola lime)
175 805 | 1 Pckg. | € 104,00
€ 98,80

SingleDose, 50 x 0,25 ml:
Nr. 1268 melon – *speziell für Kinder*
075 817 | 1 Pckg. | € 104,00
€ 98,80

Geschmack	SingleDose, 200 x 0,40 ml
Nr. 2229 caramel	175 801
Nr. 2230 cherry	175 802
Nr. 2231 mint	175 804
Nr. 1271 melon	175 803
Nr. 2239 bubble gum	175 800
Nr. 2241 cola lime	175 811
1 Pckg.	€ 300,00 € 285,00



Fluoridhaltiger
Lack zur Zahn-
desensibilisierung
(5% NaF)

ab **28,20**

VOCO
DIE DENTALISTEN

SPAREN SIE ZUSÄTZLICH MIT UNSEREN SONDERSTAFFELN!

Pro-Cup™ / Pro-Cup™ Junior

Pro-Cup™, 30 Stck.

Latch-Type montiert für Winkelstück:

Nr. 990 weich, hellblau
125 871 | 1 Pckg. | € 28,60
€ 27,15

Nr. 991 hart, dunkelblau
225 838 | 1 Pckg. | € 28,60
€ 27,15

Screw-Type zum Aufschrauben:

Nr. 1810 weich, hellblau
125 873 | 1 Pckg. | € 28,60
€ 27,15

Nr. 1811 hart, dunkelblau
225 840 | 1 Pckg. | € 28,60
€ 27,15

Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 22,85

Pro-Cup™ Junior, 30 Stck.

Latch-Type montiert für Winkelstück:

Nr. 992 weich, hellblau
225 830 | 1 Pckg. | € 38,40
€ 36,45

Nr. 993 hart, dunkelblau
225 832 | 1 Pckg. | € 38,40
€ 36,45

Nr. 1812 weich, hellblau
843 524 | 1 Pckg. | € 38,40
€ 36,45

Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 30,70

Pro-Cup™, 120 Stck.

Latch-Type montiert für Winkelstück:

Nr. 990 weich, hellblau
125 870 | 1 Pckg. | € 82,50
€ 78,30

Nr. 991 hart, dunkelblau
225 839 | 1 Pckg. | € 82,50
€ 78,30

Screw-Type zum Aufschrauben:

Nr. 1810 weich, hellblau
125 872 | 1 Pckg. | € 82,50
€ 78,30

Nr. 1811 hart, dunkelblau
225 841 | 1 Pckg. | € 82,50
€ 78,30

Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 66,00

Pro-Cup™ Junior, 120 Stck.

Latch-Type montiert für Winkelstück:

Nr. 992 weich, hellblau
225 831 | 1 Pckg. | € 97,80
€ 92,90

Nr. 993 hart, dunkelblau
225 833 | 1 Pckg. | € 97,80
€ 92,90

Screw-Type zum Aufschrauben:

Nr. 1812 weich, hellblau
225 835 | 1 Pckg. | € 97,80
€ 92,90

Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 78,20

ab 22,85

Pro-Cup™
Latch-Type



Kerr™

Cleanic™

100 g Dose:

mit Fluorid und Minzaroma
025 859 | 1 Dose | € 32,85
€ 31,20

100 g Dose ohne Fluorid
025 894 | 1 Dose | € 32,85
€ 31,20

Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 26,20

Nachfüllpackung, 200 g Paste,

zum Einsetzen in den Container:
mit Fluorid und Minzaroma
025 873 | 1 Pckg. | € 66,40
€ 62,95

ohne Fluorid
025 872 | 1 Pckg. | € 66,40
€ 62,95

Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 53,10

ab 22,50

Single Dose, 200 Einzel-
portionen à 2 g zur hygienischen
Entnahme, 3 Ringtöpfe:

mit Fluorid und Minzaroma
025 871 | 1 Pckg. | € 81,90
€ 77,80

Sonderstaffel:
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 65,50

Geschmack	Tube, 100 g
ohne Fluorid & Minzaroma	913 149
mit Fluorid & Minzaroma	025 852
mit Fluorid & Berry Burst-Aroma	025 830
mit Fluorid & Green Apple-Aroma, mentholfrei	025 810
mit Fluorid, light, geschmacksneutral	025 832
1 Pckg.	€ 28,20 € 26,75
Sonderstaffel: ab 5 Pckgn., je Pckg.	€ 22,50

-20%



OptiBond™ Gel Etchant

Economy Pack:

- 30 g Spritze
 - 2 leere Spritzen
 - 30 Einweg-Spritzenaufsätze
 - 1 Luer-Verbindung zum einfachen Auffüllen der Spritzen
- 136 189 | 1 Pckg. | € 85,60
€ 68,45

Kit:

- 3 x 3 g Spritze
 - 30 Spritzenaufsätze
- 136 188 | 1 Pckg. | € 77,50
€ 62,00



ab 62,-

Chlorhexamed Praxis 0,2%

600 ml Spüllösung (ohne Pumpe)

080 326 | 1 Pckg. | € 12,50
€ 11,50*

* Nettopreise – kein Abzug
weiterer Rabatte möglich.

11,50*



0,2% Chlorhexidin
bei 2x täglicher Anwendung:



Hemmt die Plaque-Neubildung durch hohe Substantivität (bis zu 12 Stunden)



Schneller Wirkeintritt zur signifikanten Keimzahlreduktion



Signifikante Reduktion der Gingivitis-Symptome zwei Wochen nach professioneller Zahnreinigung



Bildet eine antibakterielle Schutzschicht

Opalescence Boost 40 %

Patient Kit UP4751:

- 2 x 1,2 ml Opalescence Boost/Activator
- 1,2 ml OpalDam Green
- 1 IsoBlock
- 10 Black Mini Tips
- 1 Farbschlüssel

076 876 | 1 Kit | € 124,20
€ 116,00

Intro Kit UP4750:

- 4 x 1,2 ml Opalescence Boost/Activator
- 2 x 1,2 ml OpalDam Green
- 2 IsoBlock
- 20 Black Mini Tips
- 2 Farbschlüssel
- 2 Luer Vacuum Adapter
- 2 SurgiTip-Absaugkanülen

076 875 | 1 Kit | € 226,00
€ 212,00



ab **116,-**

Opalescence Go™

- Vorgefüllte UltraFit™ Trays: komfortabler Sitz, Anpassung an den individuellen Zahnbogen des Patienten
- Gebrauchsfertiges, kosmetisches Zahnaufhellungsgel mit 6% Wasserstoffperoxid
- Enthält Kaliumnitrat und Fluorid (PF)
- Reicht von Molar zu Molar: Gel kommt auch mit den Seitenzähnen in Kontakt
- Tragezeit 60 – 90 Minuten pro Schiene

Patient Kit

(10 Blister mit je 1 UltraFit Tray für OK und UK, 1 x 20 ml (28 g) Opalescence Zahncreme):

UP4634-EU, mint
176 840 | 1 Kit | € 81,20
€ 75,90

UP3592-EU, melone
176 848 | 1 Kit | € 81,20
€ 75,90



temp:ex

250 ml
361 926 | 1 Pckg. | € 26,90
€ 22,70

22,70



AA Edelingh Prophylaxepaste

Tube, 100 g:
Mintgeschmack, grün
144 810 | 1 Tube | € 16,90
€ 14,30

Bubble Gum Geschmack, rosa
144 811 | 1 Tube | € 16,90
€ 14,30

- Die Multi-konturpaste
- Eine Paste für die Vorreinigung bis zur Hochglanzpolitur



14,30

Venus® Diamond Pure **NEU**

Venus Pure Shades Diamond ist ein höchstästhetisches Nano-Hybrid Komposit, das niedrige Schrumpfkraft und hohe Festigkeit in einmaliger Weise miteinander kombiniert. Venus Pure Shades Diamond zeichnet sich durch seine feste Konsistenz bei der Modellation aus. Mit nur 4 Farben gelingt es Ihnen in monochromer Schichtung höchstästhetische Ergebnisse zu erzielen.

Indikation:
Direkte Restauration von Kavitäten der Klassen I – V (nach G.V. Black), Direkte Compositeveneers, Ästhetische Korrekturen, Schienung traumatischer oder parodontal bedingt gelockter Zähne, Fokus auf Kinderzahnheilkunde (Milchzahnrestauration), Stumpfaufbau und Reparaturen von Keramik- und Compositrestaurationen (in Verbindung mit einem geeigneten Reparatursystem).

PLT Kit:

- je 20 x 0,25 g PLTs light, medium
- 2 g Spritze Venus Bulk Flow one
- 2 ml iBond Univesal
- 5 Flow Kanülen
- Zubehör

642 145 | 1 Pckg. | € 199,00
€ 189,00

Venus® Pearl Pure **NEU**

Die Venus Pearl Pure Shades für alltägliche Front- und Seitenzahnrestaurationen in weicher Konsistenz. Sie sind einfach anzumenden und fügen sich nahtlos in den täglichen Restaurationsablauf ein. Die optimierte, reduzierte Auswahl der vier Farbtönen LIGHT, MEDIUM, DARK und BLEACH Farbtönen deckt ein breites Farbspektrum ab und vereinfacht nicht nur das Restaurationsverfahren, sondern erzielt auch hervorragende Ergebnisse mit mono-chromatischen Schichtungen. Dies reduziert Stress und mögliche Fehler bei der Farbauswahl.

PLT Kit:

- je 20 x 0,25 g PLTs light, medium
- 2 g Spritze Venus Bulk Flow one
- 2 ml iBond Univesal
- 5 Flow Kanülen
- Zubehör

642 135 | 1 Pckg. | € 169,00
€ 160,50

189,-



160,50



Venus® Bulk Flow ONE

Refill: 2 g Syringe

642 132 | 1 Pckg. | € 36,30
€ 32,65

Refill: 20 x 0,2 g PLT

642 133 | 1 Pckg. | € 77,95
€ 70,10



32,65



70,10



AGFA Dentus M2 Comfort E/F

Empfindlichkeitsklasse E.

3 x 4 cm, 150 Blatt

003 425 | 1 Pckg. | € 79,00
€ 71,90



71,90

AGFA Dentus Ortholux

12,7 x 30,5 cm, 100 Blatt

003 410 | 1 Pckg. | € 208,00
€ 186,00

15 x 30 cm, 100 Blatt

003 411 | 1 Pckg. | € 250,00
€ 223,00

Grün-empfindlicher Film, nur mit grünemittlerender Verstärkerfolie zu verwenden. Ohne Zwischenlagepapier.



SOPIRA® Citocartin

SOPIRA® Citocartin 1:100.000

Zylinderampullen (blau):

50 Stück à 1,7 ml

109 300 | 1 Pckg. | € 26,70

€ 25,40*

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 25,40

€ 22,90*

SOPIRA® Citocartin 1:200.000

Zylinderampullen (grün):

50 Stück à 1,7 ml

109 301 | 1 Pckg. | € 26,70

€ 25,40*

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 25,40

€ 22,90*

* Nettopreise – kein Abzug
weiterer Rabatte möglich.



ab 22,90*

Xantopren®

Xantopren® L blau

Einzelpackung:

1 Tube, 160 g = 140 ml

009 242 | 1 Pckg. | € 30,50

€ 27,30

Xantopren® H grün

Einzelpackung:

1 Tube, 175 g = 140 ml

009 244 | 1 Pckg. | € 30,50

€ 27,30

Xantopren® VL plus

Einzelpackung:

1 Tube, 160 g = 140 ml,

1 Anmischschälchen

009 246 | 1 Pckg. | € 30,50

€ 27,30

Xantopren® M mucosa

Einzelpackung:

1 Tube, 160 g = 140 ml

009 291 | 1 Pckg. | € 31,50

€ 28,30



ab 27,30

Xantopren® Comfort

Normalpackung (2 Kartuschen

je 50 ml, 12 Mixing-Tips):

Light blau

109 276 | 1 Pckg. | € 46,50

€ 41,90

Medium grün

109 278 | 1 Pckg. | € 46,50

€ 41,90

41,90



Activator Universal Plus

Flüssigkeit, 25 ml 009 260

Paste, 60 ml 009 261

je Pckg. € 23,90

€ 21,40

21,40



Xantasil®

Xantasil Dynamix Fast Set:

2 x 380 ml Hartkartusche,

2 Dynamix Mixing-Tips,

1 Dynamix Fixation Ring

009 265 | 1 Pckg. | € 81,90

€ 73,30

73,30



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Tetric® Prime

Produktvorteile:

- Erstklassiges Handling dank optimierter Konsistenz
- Müheleise Verarbeitung im Front- wie im Seitenzahn- bereich dank geschmeidiger Konsistenz
- Natürliche Farbanpassung mit nur wenigen ausge- wählten Farben dank ausgeprägtem Chamäleon-Effekt
- Hohe Festigkeit, geringer Volumenschwund und hohe Röntgenopazität, ähnlich dem bewährten Composite Tetric® EvoCeram
- Kombinierbar mit dem passenden Flow-Composite: Tetric EvoFlow oder Tetric® PowerFlow

Farbe	Spritze, 3 x 3 g	Cavifils, 20 x 0,25 g
A2	219 175	219 184
A3	219 176	219 185
A2 Dentin	-	219 191
je Pckg.	€ 164,90 € 156,00	€ 104,00 € 98,50

Farbe	Spritze, 3 x 3 g	Cavifils, 20 x 0,25 g
A1	219 174	219 183
A3,5	219 177	219 186
A4	219 178	219 187
B1	-	219 188
B2	219 179	219 189
A3,5 Dentin	219 180	219 192
T	-	219 193
Bleach L	-	219 194
je Pckg.	€ 174,00 € 165,00	€ 113,00 € 107,00
C2	-	219 190
je Pckg.	-	€ 119,00 € 113,00

Das universelle Composite



ab **98,50**

Heliobond

Kleinpackung:

- Flasche, 6 g
- 3 Aufsteckkanülen
- 238 301 | 1 Pckg. | € 61,50
€ 53,90

Normalpackung:

- Flasche, 11 g
- 5 Aufsteckkanülen
- 091 142 | 1 Pckg. | € 94,00
€ 82,50

ab **53,90**



Monobond Plus

- Refill: 5 g
- 191 124 | 1 Pckg. | € 95,90
€ 82,30

82,30



IPS e.max® Gel **NEU**

Das Mundpflege-Gel mit Chlorhexidin, Fluorid, D-Panthenol und Xylit. Das IPS e.max Gel schützt hochwertige Restaurationen mit seiner einzigartigen Formel: Pflegt und beruhigt gereizte Schleimhäute, Zahnfleisch und periimplantäres Gewebe im Bereich der Restauration unmittelbar nach der Behandlung, durch die feine Spitze der Tube gezieltes und präzises Auftragen mit Interdentalbürsten, auch auf komplexen Oberflächen wie z. B. implantatgetragenen Restaurationen optimal verteilbar, schützt verbleibende Zahnschubstanz und Restauration vor schädlichen Bakterien. Angenehme Anwendung durch geringe Schaumbildung daher kein Ausspülen notwendig.

- 20 ml
- 091 882 | 1 Pckg. | € 9,90
- 50 ml
- 091 883 | 1 Pckg. | € 12,90

ab **9,90**



Syntac®

Assortment:

- je 3 g Primer und Adhäsiv
- 6 g Heliobond
- 3 Pinselhalter
- 50 Pinseleinsätze
- 3 Aufsteckkanülen
- 1 Vivapad
- 191 125 | 1 Pckg. | € 197,00
€ 178,00

- Primer, 3 g
- 191 127 | 1 Pckg. | € 72,00
€ 64,50
- Adhäsiv, 3 g
- 191 128 | 1 Pckg. | € 72,00
€ 64,50

ab **64,50**



ivoclar

Young® Dental Prophy Cups

-30%

Die kurzen Polierkelche Elite™ und Petite Web™, z.B. schmiegen sich besonders gut an die Zähne an und sorgen für eine effiziente Entfernung von Biofilm und Verfärbungen. Elite besitzt zudem interne Kelchstrukturen und Außenrillen, welche Spritzer reduzieren und gleichzeitig die Zahnzwischenräume erreichen.

Traditional Web™ ist ein langer Kelch und für hartnäckige Verfärbungen zu empfehlen. Gut einzusetzen bei Patienten mit durchschnittlich großen bis großen Zähnen.

Alle Polierkelche sind ohne Latex und BPA.


Latch Cup, 144 Stck.:

Elite Flex extrasoft LF, rosa (1.)
500 842 | 1 Pckg. | € 78,50
€ 53,00

Petite Web soft LF, lila (3.)
500 844 | 1 Pckg. | € 78,50
€ 53,00

Elite Turbo Plus soft LF, lila (2.)
500 843 | 1 Pckg. | € 78,50
€ 53,00

Web, lang, soft LF, lila (4.)
500 857 | 1 Pckg. | € 78,50
€ 53,00



53,-

YOUNG®

TePe® Interdentalbürsten Original

Original Farbe, Stärke	8 Bürsten mit 1 Schutzkappe	25 Bürsten mit je 1 Schutzkappe
pink, 0,4 mm	398 853	698 830
orange, 0,45 mm	398 854	698 831
rot, 0,5 mm	398 855	698 832
blau, 0,6 mm	398 856	698 833
gelb, 0,7 mm	398 857	698 834
grün, 0,8 mm	398 858	698 835
lila, 1,1 mm	398 859	698 836
	ohne Schutzkappe	ohne Schutzkappe
grau, 1,3 mm	398 837	698 837
schwarz, 1,5 mm	398 838	-
je Pckg.	€ 4,60 € 4,20	€ 12,80 € 11,80

ab 4,20



TePe® Interdentalbürsten Original ermöglichen eine tägliche, professionelle Reinigung der Zahnzwischenräume und befreien diese effizient von Plaque und Speiseresten. Somit wird Karies und Zahnfleischerkrankungen vorgebeugt.

- Abgerundetes Drahtende – einfache und sichere Handhabung
- Zylindrische Bürsten – effektiver an oralen Flächen des Approximalraums
- Ummantelter Edelstahl draht – sicher und stabil
- 9 Größen – ein Farbschema, übersichtlich, für jeden Zwischenraum
- Mit nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

TePe® Feuchtigkeitsspendende Mundspülung

Die feuchtigkeitsspendenden Mundspülungen von TePe® bieten Hilfe bei Mundtrockenheit, denn sie befeuchten den Mund, bieten sofortigen Komfort und schützen die Zähne. Für Menschen mit sehr empfindlichen Schleimhäuten und einem sehr trockenen Mund eignet sich die Mundspülung ohne Aroma. Menschen mit leichteren Beschwerden können die Spülung mit sanftem und frischen Geschmack verwenden, die noch dazu den Speichel anregt.

- Dickflüssige Textur für länger anhaltende Befeuchtung der Mundschleimhaut (im Vergleich zu gewöhnlicher Mundspülung)
- Kariesvorbeugend, 0,2 % Natriumfluorid
- Ohne zusätzliche Geschmacksstoffe oder mit mildem Apfel-Minzgeschmack
- Ohne Alkohol
- Praktischer Dosierbecher

Geschmack	500 ml
Ohne Geschmacksstoffe	084 872
Apfel/ Minze	084 873
je Fl.	€ 9,90

NEU



9,90

TePe® Feuchtigkeitsspendende Mundgel

Die feuchtigkeitsspendenden Mundgele von TePe® bieten sofortigen Komfort bei Mundtrockenheit und/oder empfindlicher Mundschleimhaut. Die sanfte Formel befeuchtet, beruhigt und bildet gleichzeitig eine dünne Schutzschicht für länger anhaltendes Wohlbefinden. Für Menschen mit sehr empfindlichen Schleimhäuten und einem sehr trockenen Mund eignet sich das Mundgel ohne Aroma. Menschen mit leichteren Beschwerden können das Gel mit sanftem Minzgeschmack verwenden. Der praktische Pumpspender ermöglicht eine einfache und hygienische Anwendung zwischendurch und unterwegs.

- Feuchtigkeitsspendend und beruhigend
- Spendet sofortigen Komfort
- Mit Xylitol
- Ohne zusätzliche Geschmacksstoffe oder mit mildem Minzgeschmack erhältlich
- Bequem und einfach anzuwenden, optimal für unterwegs
- Hygienischer Pumpspender

Geschmack	50 ml
Ohne Geschmacksstoffe	084 870
milde Minze	084 871
je Pckg.	€ 10,90

NEU



10,90

TePe®

SONDERSTAFFEL! 20% SPAREN AB DEM KAUF VON 5 PCKGN. EINER PREISKLASSE!*

* gilt für alle 3 Sorten VITABLOCS®

VITABLOCS® MARK II for CEREC/inLab

Farbe/Form	I 10	I 12	I 14
0M1C	–	394 907	389 942
1M1C	394 909	394 910	389 905
1M2C	394 912	394 913	389 909
2M1C	394 915	394 916	389 913
2M2C	394 918	394 919	389 918
2M3C	394 921	394 922	389 922
3M1C	394 924	394 925	389 926
3M2C	394 927	394 928	389 931
3M3C	394 930	394 931	389 935
4M2C	394 933	394 934	389 939
A1C	394 936	394 937	129 074
A2C	394 939	394 940	390 939
A3C	394 942	394 943	390 944
Pckg. à 5 Stck.	€ 71,90 € 68,30	€ 71,90 € 68,30	€ 82,90 € 78,75
Sonderstaffel: ab 5 Pckgn.	€ 57,50	€ 57,50	€ 66,30

VITABLOCS® MARK II UNIVERSAL **NEU**

Farbe/Form	I 10	I 12	I 14
0M1	395 001	395 014	395 027
1M1	395 002	395 015	395 028
1M2	395 003	395 016	395 029
2M1	395 004	395 017	395 030
2M2	395 005	395 018	395 031
2M3	395 006	395 019	395 032
3M1	395 007	395 020	395 033
3M2	395 008	395 021	395 034
3M3	395 009	395 022	395 035
4M2	395 010	395 023	395 036
A1	395 011	395 024	395 037
A2	395 012	395 025	395 038
A3	395 013	395 026	395 039
Pckg. à 5 Stck.	€ 72,90 € 69,20	€ 72,90 € 69,20	€ 84,00 € 79,80
Sonderstaffel: ab 5 Pckgn.	€ 58,30	€ 58,30	€ 67,20

VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC/inLab



NEU VITABLOCS® TriLuxe forte UNIVERSAL

Polychrome, zahnfarbene Feldspat-Rohlinge mit integriertem Farbverlauf zur Reproduktion des natürlichen Farbspiels. Ermöglicht es verlässliche Versorgungen zu fertigen dank beständigem Material mit guter klinischer Bewährung. Hochästhetisch dank eines Werkstoffs mit gutem Farb- und Lichtspiel.

Farbe/Form	TF-12	TF-14	TF-14/14
0M1C	295 001	295 003	–
1M1C	295 002	295 004	–
1M2C	394 944	489 945	489 946
2M2C	394 945	489 948	489 949
3M2C	394 946	489 951	489 952
A1C	394 947	489 983	294 993
A2C	394 948	489 984	294 994
A3C	394 949	489 985	294 995
A3.5C	294 991	294 992	294 996
Pckg. à 5 Stck.	€ 89,90 € 85,40	€ 103,00 € 97,85	€ 116,00 € 110,20
Sonderstaffel: ab 5 Pckgn.	€ 71,90	€ 82,40	€ 92,80

Farbe/Form	TF-12	TF-14	TF-14/14
1M2C	295 005	295 012	295 019
2M2C	295 006	295 013	295 020
3M2C	295 007	295 014	295 021
A1C	295 008	295 015	295 022
A2C	295 009	295 016	295 023
A3C	295 010	295 017	295 024
A3.5C	295 011	295 018	295 025
Pckg. à 5 Stck.	€ 89,90 € 85,40	€ 103,00 € 97,85	€ 116,00 € 110,20
Sonderstaffel: ab 5 Pckgn.	€ 71,90	€ 82,40	€ 92,80

ab **57,50**



VITA
PERFECT MATCH
experience
VITA 100

ab **71,90**

QuickmatFIT **NEU**

QuickmatFIT sind anatomisch vergrößerte Teilmatrizen aus rostfreiem Stahl mit einer Dicke von 0,04 mm um alle Arten von posterioren Restaurationen der Klasse II abzudecken. Dank Ihrer Platzierungsflasche sind sie leicht zu handhaben und verfügen über einen gerollten Steg am okklusalen Rand für eine einfache Randkammrestauration. Durch die deutliche Wölbung der Teilmatrizen schmiegen sie sich an den Zahn an und sorgen für eine gute Passform und Stabilität. Dünn, star, aber brünnierbar.

premol: 50 Stck. 998 142 1 Pckg. € 36,40 € 29,10	deep molar: 25 Stck. 998 146 1 Pckg. € 25,10 € 19,95
100 Stck. 998 144 1 Pckg. € 69,60 € 55,70	50 Stck. 998 147 1 Pckg. € 48,20 € 38,50
molar: 50 Stck. 998 143 1 Pckg. € 36,40 € 29,10	
100 Stck. 998 145 1 Pckg. € 69,60 € 55,70	



myQuickmat Forte

Kit: • 2 myRing Forte • 2 myTimes M • je 1 Paar myTimes S, L • je 50 Quickmat Teilmatrizen prämol, molar • 20 Teilmatrizen mit Extensions • je 20 LuminContrast Teilmatrizen, prämol, molar, mit Extensions • je 50 myWedges XS, S • je 40 myWedges M, L • 1 myForceps 140 589 1 Kit € 452,50 € 362,00	Refill: • 2 myRing Forte • 2 Paar myTimes M • je 1 Paar myTimes S, L 259 123 1 Pckg. € 143,20 € 114,50
---	---



ab **114,50**

polydentia
swiss manufacture

Talon Universalbohrer

100 Stck.:	
10	859 840 1 Pckg. € 289,00
12	859 841 1 Pckg. € 289,00



289,-

TRI HAWK
FOR THE TRUE CONNOISSEUR

Biolon

Die Tiefziehfolie aus PETG (Polyethylenterephthalatglycol) wird zwecks hoher Transparenz mit einer Isolierfolie ausgeliefert. Da sie zäh-elastisch ist und mit Acrylat aufgebaut werden kann, eignet sie sich besonders für Aligner, Aufbiss- und Okklusionsschienen, sowie für KFO-Geräte.

120 x 0,5 mm, 25 Stck. 115 990 1 Pckg. € 23,50 € 21,50	120 x 0,75 mm, 20 Stck. 115 994 1 Pckg. € 24,80 € 22,80
120 x 0,5 mm, 50 Stck. 115 991 1 Pckg. € 44,80 € 41,20	120 x 0,75 mm, 40 Stck. 115 995 1 Pckg. € 46,20 € 42,50
125 x 0,5 mm, 50 Stck. 315 929 1 Pckg. € 49,90 € 45,90	125 x 0,75 mm, 40 Stck. 543 806 1 Pckg. € 54,50 € 49,80
120 x 0,625 mm, 20 Stck. 115 992 1 Pckg. € 23,90 € 21,95	120 x 1 mm, 25 Stck. 025 926 1 Pckg. € 34,80 € 32,00
120 x 0,625 mm, 40 Stck. 115 993 1 Pckg. € 45,20 € 41,55	120 x 1 mm, 50 Stck. 343 803 1 Pckg. € 77,50 € 71,30
125 x 0,625 mm, 40 Stck. 315 930 1 Pckg. € 50,90 € 46,80	125 x 1 mm, 50 Stck. 315 931 1 Pckg. € 77,50 € 71,30



ab **21,50**

MaxiFresh

Reinigungstablette zur äußeren Pflege und Reinigung von dentalen Schienen. Gewährleistet einwandfreie Hygiene und Verringerung von Verfärbungen bei täglicher Verwendung. Enthält keine Schleifstoffe, somit erhebliche Verlängerung der Lebensdauer von Schienen.

Set: • Reinigungstabletten, 24 Stck. • 1 Reinigungsdose 115 925 1 Pckg. € 13,80 € 12,70	Refill Set: • Reinigungstabletten, 24 Stck. 115 926 1 Pckg. € 8,50 € 7,80
--	---



ab **7,80**

Quick-Box

Farbe	
hellgrün	598 013
violett	598 014
beere	597 999
türkis	598 012
je Pckg.	€ 1,95 € 1,65

-15%



Muppy Mundvorhofplatten

MVP-K (Käppchen): transparent, starr, Gr. I 598 072 1 Pckg. € 20,50 € 19,50	MVP-Z (Zungengitter): transparent, starr, Gr. I 598 074 1 Pckg. € 22,90 € 21,90
transparent, starr, Gr. II 598 073 1 Pckg. € 20,50 € 19,50	transparent, starr, Gr. II 598 075 1 Pckg. € 22,90 € 21,90
MVP-S (Standard): transparent, starr, Gr. I 598 070 1 Pckg. € 16,20 € 15,40	
transparent, starr, Gr. II 598 071 1 Pckg. € 16,20 € 15,40	



ab **15,40**



Brownie/Greenie/Supergreenie-Polierer

Brownie-Polierer,
für die Vorpolitur, Winkelstück:
Nr. 401 Kelch, 12 Stck.
198 805 | 1 Pckg. | € 19,90
€ 18,90

Nr. 403 Minispitze, 12 Stck.
198 806 | 1 Pckg. | € 19,90
€ 18,90

Nr. H403 Minispitze, 72 Stck.
298 830 | 1 Pckg. | € 94,00
€ 89,30

Brownie-Polierer,
für die Vorpolitur, FG:
Nr. 413 Minispitze, 12 Stck.
198 830 | 1 Pckg. | € 19,90
€ 18,90

Nr. H413 Minispitze, 72 Stck.
298 831 | 1 Pckg. | € 94,00
€ 89,30

Greenie-Polierer,
für die Politur, Winkelstück:
Nr. 402 Kelch, 12 Stck.
198 807 | 1 Pckg. | € 19,90
€ 18,90

Nr. 404 Minispitze, 12 Stck.
198 808 | 1 Pckg. | € 19,90
€ 18,90

Nr. H404 Minispitze, 72 Stck.
298 832 | 1 Pckg. | € 94,00
€ 89,30

Greenie-Polierer,
für die Politur, FG:
Nr. 414 Minispitze, 12 Stck.
198 831 | 1 Pckg. | € 19,90
€ 18,90

Nr. H414 Minispitze, 72 Stck.
298 833 | 1 Pckg. | € 94,00
€ 89,30

Supergreenie-Polierer,
für Hochglanz, Winkelstück:
Nr. 402A Kelch, 12 Stck.
198 809 | 1 Pckg. | € 19,90
€ 18,90

Nr. 404B Minispitze, 12 Stck.
198 810 | 1 Pckg. | € 19,90
€ 18,90



Kelch Minispitze

ab **18,90**



CompoSite Fine Polierer

Form	12 Stck.
Nr. RA 291 Walze	198 813
Nr. RA 294 Scheibe flexibel	198 815
Nr. RA 295 Kelch	198 816
Nr. RA 298 Spitze	198 817
je Pckg.	€ 21,70 € 20,60



ab **20,60**



Blu-Mousse

2 x 50 ml Kartuschen,
6 Mischkanülen rosa:
Blu-Mousse 60 VPS
259 224 | 1 Pckg. | € 57,90
€ 46,30

Classic, Geschmack neutral
259 225 | 1 Pckg. | € 57,90
€ 46,30

Classic Minze, Geschmack Minze
259 226 | 1 Pckg. | € 57,90
€ 46,30

Super Fast, Geschmack neutral
259 227 | 1 Pckg. | € 57,90
€ 46,30

Super Fast Minze, Geschmack Minze
259 228 | 1 Pckg. | € 57,90
€ 46,30



parkell 46,30

Absolute Dentin®

2 x 10 ml Doppelkammerspritze,
16 Mischkanülen braun/schwarz,
16 Intraoral-Tips weiß:
weiß
659 170 | 1 Pckg. | € 106,00
€ 84,80

universal/A2
659 171 | 1 Pckg. | € 106,00
€ 84,80

50 ml Kartusche, 40 Mischkanülen
gelb, 40 Intraoral-Tips schwarz:
weiß
659 165 | 1 Pckg. | € 239,00
€ 191,20

universal/A2
659 166 | 1 Pckg. | € 239,00
€ 191,20

blau
659 167 | 1 Pckg. | € 239,00
€ 191,20



-20%

ab **84,80**

Foliodress gown Comfort Basic

-25%

Größe	
L	259 590
XL	259 591
je Pckg.	€ 6,20 € 5,30
ab 10 Pckgn., einer Größe, je Pckg.	€ 5,70 € 4,65



ab **4,65**



Foliodress gown Protect standard

-25%

Größe	
M	259 580
L	259 581
XL	259 582
XXL	259 583
je Pckg.	€ 4,60 € 3,95
ab 10 Pckgn., einer Größe, je Pckg.	€ 4,20 € 3,45



ab **3,45**

Orotol® plus Sauganlagen-Desinfektion

2,5l
013 700 | 1 Fl. | € 55,95
€ 51,95

ab **51,95**

Basis Set:
• 2,5l Orotol plus
• 2,5l MD 555 cleaner
• 750 ml MD 550
• 1 OroCup
013 769 | 1 Pckg. | € 156,50
€ 114,00



MD 520 Abdruck-Desinfektion

2,5l
013 736 | 1 Fl. | € 47,50
€ 45,95
ab 4 Fl. | je Fl. | € 45,95
€ 44,40

ab **44,40**



MD 555 cleaner Spezialreiniger für Sauganlagen

2,5l
013 742 | 1 Fl. | € 49,10
€ 45,70
ab 4 Fl. | je Fl. | € 45,70
€ 43,20

ab **43,20**



**SPAREN SIE MIT UNSERER SONDERSTAFFEL
BEIM KAUF VON 6 PACKUNGEN NACH WAHL EINER PREISKLASSE**

Universalkanüle III

grau, 20 Stck. (für Erwachsene)
013 606 | 1 Pckg. | € 49,60
€ 47,10

Sonderstaffel:
ab 6 Pckgn. | je Pckg. | € 41,20

ab **11,30**

Farbe 5 Stck.

grau 013 607

gelb 013 608

pink 013 610

blau 013 611

türkis 013 612

je Pckg. € 13,70
€ 12,99

Sonderstaffel:
ab 6 Pckgn.,
je Pckg. € 11,30



Universalkanüle Protect

grau, 20 Stck.
013 630 | 1 Pckg. | € 59,20
€ 56,20

Sonderstaffel:
ab 6 Pckgn. | je Pckg. | € 49,10

Farbe 5 Stck.

grau 013 631

gelb 013 632

blau 013 633

je Pckg. € 17,20
€ 16,30

Sonderstaffel:
ab 6 Pckgn.,
je Pckg. € 14,20

ab **14,20**



Medicom® Safe Touch Rejuvenate

- Puderfreier Latex-Handschuh schützt zuverlässig und bietet zusätzliche Pflege für die Haut
- Der Zusatz Lanolin und Vitamin E wirkt beruhigend und pflegend und hilft Hautreizungen zu vermeiden
- Hohe taktile Sensibilität
- Sehr weich und strapazierfähig
- Mit Mikrotextrur für optimale Griffigkeit

Größe	100 Stck.
XS	759 505
S	759 506
M	759 507
L	759 508
je Pckg.	€ 12,65 € 9,90

9,90

mit
Lanolin und
Vitamin E



Medicom® Safe Touch Advanced Rejuvenate

- Puderfreier Nitril-Handschuh bietet hervorragenden Schutz und zusätzliche Pflege für die Haut
- Der Zusatz Lanolin und Vitamin E wirkt beruhigend und hilft Hautreizungen zu vermeiden
- Ausgezeichnete Reißfestigkeit, außergewöhnlich weich und strapazierfähig
- Die Mikrotextrur der Oberfläche ermöglicht eine optimale Griffigkeit

Größe	100 Stck.
XS	759 500
S	759 501
M	759 502
L	759 503
je Pckg.	€ 12,65 € 8,90

8,90

mit
Lanolin und
Vitamin E



-30%

Glove'n Care Handcreme

- Hypoallergen
- Rasche Linderung bei trocknen, rissigen Händen
- Kein schmieriger Fettfilm
- Dringt rasch in die Haut ein
- Sehr ergiebig
- Lang anhaltende Wirkung

Tube, 100 ml		
098 795	1 Tube	€ 16,55 € 13,50
Spender, 250 ml		
098 796	1 Stck.	€ 40,00 € 32,50

ab 13,50



Enamel Plus HRI Flow

- Hoher Füllstoffgehalt (77%)
- Überragende physikalische Eigenschaften
- Stark fluoreszent
- Höhere Viskosität und Elastizität
- Bessere Röntgensichtbarkeit
- Keine Luftblasen

Intro Kit:

- 2 g Spritzen UD1, UD2, UD3, UD3,5, UD4, UD5, UD6
- 25 Applikationskanülen Ø 1,2 mm
- Plexiglasständer

059 177	1 Set	€ 233,15 € 189,00
---------	-------	----------------------

189,-



Medicom® SafeSeal® Quattro Sterilisationstüten

Selbstklebende Sterilisationsbeutel mit internen und externen Indikatoren. Vorgesehen für die Sterilisation im Dampfautoklaven und mittels Ethylenoxid (EO).

200 Stck.:		
70 x 229 mm	133 x 254 mm	
559 700	559 704	1 Pckg. € 35,95 € 29,40
89 x 133 mm	191 x 330 mm	
559 701	559 705	1 Pckg. € 44,10 € 36,00
89 x 229 mm	254 x 356 mm	
559 702	559 706	1 Pckg. € 53,60 € 43,80
57 x 102 mm	305 x 432 mm	
559 703	559 707	1 Pckg. € 90,75 € 73,90

ab 10,30



 **Medicom®**

Mundspülbecher Paradise Edition

Farbe	1.000 Stck.
lila	359 579
fuchsia	359 580
fresh green	359 581
hellblau	359 582
1 Karton	€ 32,90 € 31,20

- Formschöner Mundspülbecher in modernem Design
- Fassungsvermögen 200 ml



31,20

Patientenumhänge Paradise Edition

Farbe	500 Stck.
lila	359 583
fuchsia	359 584
fresh green	359 585
hellblau	359 586
1 Karton	€ 27,50 € 26,10

- Eine Lage Papier und eine Lage PE-Folie in modernem Design
- Maße 33 x 37 cm, ungefaltet



26,10

Papierbecher Save the Ocean

- Umweltfreundliche Alternative zu Plastikbechern
- Leisten Sie einen Beitrag zur Verringerung von Plastik im Einwegbereich
- 215 ml

1.000 Stck., blau
198 518
1 Karton | € 59,00
€ 55,95



55,95

AKZENTA 
Making good things better.

neodisher® Septo PreClean

1 l
498 726
1 Fl. | € 15,90
€ 15,10

5 l
498 727
1 Kan. | € 74,50
€ 70,75



ab **15,10**

neodisher® MediClean Dental

5 l
498 721
1 Kan. | € 44,90
€ 42,65



42,65

Kennzeichnungsfrei:

kein Gefahrstoff, kein Gefahrgut

Für die Praxis bedeutet das:

- Höhere Sicherheit für das Praxispersonal
- Geringere Anforderungen an die Lagerhaltung und den Transport
- Geringerer (Dokumentations-) Aufwand für Ihre Praxis

Für handelsübliche Thermodesinfektoren geeignet, wie z. B. Miele- oder Melag-Thermodesinfektoren.
Einsetzbar auch für die manuelle Aufbereitung.



DR. WEIGERT

Unigloves LANO-E-GEL®

Größe	100 Stck.
extraklein (XS)	200 530
klein (S)	200 531
mittel (M)	200 532
groß (L)	200 533
extragroß (XL)	200 534
1 Pckg.	€ 12,95 € 11,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 11,95 € 10,95

DER PFLEGENDE

Der aus Latex gefertigte Einweghandschuh Lano-E Gel zeichnet sich durch seine pflegende Wirkung von Vitamin E und Lanolin aus. Der Hygiene- und Schutzhandschuh ist für den Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie der Kosmetikbranche geeignet und wurde nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 sowie den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455 geprüft. Das widerstandsfähige sowie wasserdichte Material bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Die mikrogeraute Handfläche des Lano-E Gels sorgt für sicheren Halt und Rutschfestigkeit im Umgang mit unterschiedlichen Oberflächen. Der Latex ist äußerst dehnbar und mit einem Proteingehalt von weniger als 50 µg/dm² auch für empfindliche Haut geeignet. Der ungepulverte Handschuh lässt sich dank seiner flexiblen Passform sowie der Chlorinierung und dem stabilen Rollrand leicht an- und ausziehen. Das beidhändige Design unterstützt zudem den schnellen und häufig wechselnden Gebrauch. Der Lano-E Gel ist in der Farbe Natur und den Größen XS, S, M, L und XL erhältlich.



Der Handschuh mit einer pflegenden Wirkung.
Mit Lanolin und Vitamin E beschichteter Handschuh.

Vorteile: Verbesserung der Hautfeuchtigkeit,
Minderung der wahrgenommenen und taktilen Rauheit,
Minderung der wahrgenommenen Hauttrockenheit.

UNIGLOVES FORMAT® WHITE

Größe	100 Stck.
5 – 6, extra-klein	613 332
6 – 7, klein	100 543
8 – 9, mittel	100 544
10 – 11, groß	100 545
12 – 13, extragroß	100 546
1 Pckg.	€ 10,90 € 9,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 9,90 € 8,70

DER STRAPAZIERFÄHIGE

Der FormatWhite Premium Nitrilhandschuh wird vor allem in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie in Kosmetik- und Friseursalons eingesetzt. Getestet wurde der Einweghandschuh nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 sowie den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455. Das widerstandsfähige, dehnbare Material ist wasserdicht und bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Der latex-, thiuam- und proteinfreie Handschuh Format ist besonders schonend zur Haut. Mikrogeraute Finger- und Handflächen sorgen für Rutschfestigkeit und Sicherheit im Umgang mit unterschiedlichen Oberflächen. Dank des stabilen Rollrandes lässt sich der puderfreie Handschuh schnell und einfach an- und ausziehen. Die flexible Passform und das beidhändige Design vereinfachen zudem die wechselnde Nutzung.



BIS ZU
-20%

UNIGLOVES COMFORT®

Größe	100 Stck.
extraklein	100 570
klein	100 571
mittel	100 572
groß	100 573
extragroß	100 574
1 Pckg.	€ 12,95 € 11,95
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 11,95 € 10,95

DER GLATTE

Der Comfort ist ein aus Latex gefertigter Hygiene- und Schutzhandschuh, der vor allem im Dental- und medizinischen Bereich zum Einsatz kommt. Der angenehm glatte Einweghandschuh wurde nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 sowie den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455 getestet. Das strapazierfähige Material ist wasserdicht und bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Der Latex ist mit einem Proteingehalt von weniger als 50 µg/dm² besonders hautfreundlich. Die flexible Passform gewährleistet zudem einen hohen Tragekomfort. Dank der Chlorinierung und dem stabilen Rollrand lässt sich der ungepulverte Handschuh problemlos an- und ausziehen. Das beidhändige Design des Handschuhs ermöglicht einen schnellen und häufig wechselnden Gebrauch. Der Comfort ist in der Farbe Natur und den Größen XS, S, M, L und XL erhältlich.



UNIGLOVES®

Skinman™ soft

Flasche, 500 ml
111 755
1 Fl. | € 6,20
€ 5,55

Flasche, 1 l
111 756
1 Fl. | € 11,90
€ 10,70

Kanister, 5 l
111 757
1 Kan. | € 56,00
€ 49,90



10,70



5,55

49,90

Incidin™ OxyFoam NG

Flasche, 750 ml
111 735 | 1 Fl. | € 19,90
€ 17,90

17,90



2 IN 1 –
REINIGUNG & DESINFEKTION
IN EINEM SCHRITT

ECOLAB®

Monoart Mundspül- becher Graffiti

Aus Hartpapier, 180 ml.

Farbe	1.000 Stck.
blau/weiß	048 540
grün/cedro	048 541
rosa/platingrau	048 542
lila/weinrot	048 543
1 Karton	€ 48,00 € 44,00

**+ 1 PAAR GRAFFITI-SOCKEN
IN DER JEWEILIGEN
BECHERFARBE GRATIS DAZU
(GRÖÖE NICHT WÄHLBAR)**



44,-

Monoart FFP2 Masken Protection

Farbe	10 Stck.
blau	698 513
lila	698 514
cedro	698 515
weiß	698 516
schwarz	698 517
orange	698 518
1 Pckg.	€ 9,90 € 8,90

- Durch die weichen Ohrbänder sehr bequem und passen sich optimal der Gesichtsform an
- CE-Zertifizierung nach DIN EN 149
- Filterleistung > 94%
- Hoher Atemkomfort, geruchsarm
- Latexfrei und einzeln verpackt

8,90



Monoart Towel Up

Sehr hohes Absorptionsvermögen,
feuchtigkeitsundurchlässig. 45 x 33 cm.

Farbe	10 x 50 Stck.
cedro	598 555
dunkelblau	198 521
orange	198 522
gelb	198 520
weinrot	598 563
lila	598 558
hellblau	598 559
1 Karton	€ 27,50 € 24,75



24,75



Euronda®

schülke → VERTRAUEN AUCH SIE DEM MARKTFÜHRER IN DER KLINIK-HYGIENE*

* Quelle: IQVIA DKB Hospital, Deutschland 2023. Desinfektion.

desderman®

- Flasche, 500 ml
268 709 | 1 Fl. | € 5,20
€ 4,65
- Flasche, 1 l
268 706 | 1 Fl. | € 9,20
€ 8,20
- Euroflasche, 1 l
268 708 | 1 Fl. | € 9,20
€ 8,20



ab **4,65**

desmanol care®

- Flasche, 500 ml
268 715 | 1 Fl. | € 6,40
€ 5,75
- Flasche, 1 l
268 716 | 1 Fl. | € 9,90
€ 8,90
- Euroflasche, 1 l
268 717 | 1 Fl. | € 9,90
€ 8,90
- Flasche, 1 l für hyclick-Spender
268 718 | 1 Fl. | € 12,20
€ 10,95
- Flasche, 500 ml für hyclick-Spender
268 719 | 1 Fl. | € 8,50
€ 7,60



ab **5,75**

rotasept®

- Flasche, 2 l
068 785 | 1 Fl. | € 28,50
€ 25,65
- Kanister, 5 l
068 786 | 1 Kan. | € 54,50
€ 49,00



ab **25,65**

octenident® Mundspüllösung

- Flasche, 250 ml
068 801 | 1 Fl. | € 8,25
€ 7,40
- Flasche, 1 l für hyclick-System
068 802 | 1 Fl. | € 10,90
€ 9,80



ab **7,40**

mikrocid® universal wipes premium

- premium (20 x 20 cm):
softpack, 100 Tücher
168 798 | 1 Pckg. | € 12,70
€ 12,00
- softpack, 6 x 100 Tücher
168 799 | 1 Pckg. | € 74,50
€ 70,50

Beim Kauf der 6er Packung

ab **11,75**



mikrocid® universal wipes green line

- softpack, 114 Tücher (18 x 20 cm)
168 789 | 1 Pckg. | € 13,90
€ 12,90
- ab 6 Pckgn. | je Pckg. | € 12,90
€ 11,90

VLIES AUS 100% FSC ZERTIFIZIERTEM HOLZ

- GEWOHNE WIRKSAMKEIT UND MATERIALVERTRÄGLICHKEIT
- TUCHMATERIAL AUS NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN – 100% PLASTIKFREI
- TUCHMATERIAL AUS NACHHALTIGER WALDWIRTSCHAFT



114 Tücher, 18 x 20 cm

ab **11,90**

14 Anwendungen mehr

METASAN® P

1.000 ml
398 757 | 1 Fl. | € 22,20
ab 6 Fl. | je Fl. | € 20,90



ab **20,90**

Wasserentkeimung –
für Sirona Einheiten

- 1,41%ige Lösung zur Desinfektion des Behandlungswassers in zahnärztlichen Behandlungseinheiten auf Basis von Wasserstoffperoxid
- kontinuierliche Entkeimung des Brauchwassers und der wasserführenden Leitungen
- materialschonend
- breites Wirkungsspektrum

GREEN&CLEAN SK

Kanister, 5 l
198 748 | 1 Pckg. | € 54,60

Sprühdesinfektion –
für große Flächen

- alkoholfrei
- kurze Einwirkzeit
- gebrauchsfertige Desinfektionslösung
- besonders geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen von Medizinprodukten
- aldehyd-, phenol- und phosphatfrei

54,60



AKTION

BEIM KAUF VON 6 FLASCHEN METASAN® P 1.000 ML ODER 1 KANISTER GREEN&CLEAN SK 5 L IST 1 EINFÜHRUNGSSET GREEN&CLEAN WD IM PREIS ENTHALTEN.

GREEN&CLEAN WD

Einführungsset:

- 1 Dose mit 120 Tücher
 - 3 Nachfüllbeutel à 120 Tücher
- 198 776 | 1 Pckg. | € 37,30



Wischdesinfektion
für kleine Flächen

- alkoholische Desinfektionstücher aus reißfestem Vlies zur Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten (z. B. Außenflächen von Hand- & Winkelstücken)
- kurze Einwirkzeit
- formaldehydfrei
- mit hygienischer Sicherheitsversiegelung

ECO-Plus Nitril Handschuhe

- Puderfrei
- Nitril-Untersuchungshandschuh
- Gute Griffigkeit
- Hohe Tastsensibilität
- Farbe: weiß

Größe	100 Stck.
S	300 568
M	300 569
L	300 567
je Pckg.	€ 9,95 € 8,95

Nitril Handschuhe Style Tutti Frutti

Größe	96 Stck.*
XS	459 560
S	459 561
M	459 562
L	459 563
je Pckg.	€ 9,95 € 8,95 € 7,95

* Je 24 Handschuhe in den Farben gelb, apfelgrün, orange und magenta in einer Box

ab **7,95**

- Unsteriler Einmalhandschuh aus Nitril
- Fingertexturiert, puderfrei
- Beständig gegen viele Chemikalien
- Hergestellt nach EN 420, EN455, EN 374
- AQL 1,5
- PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425
- Medizinprodukt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745



8,95

AMPri



Vasco® Nitril white

Größe	100 Stck.
XS	055 587
S	128 448
M	128 679
L	055 588
XL	055 589
1 Pckg.	€ 9,90
	€ 8,90
ab 10 Pckgn., je Pckg.	€ 8,90
	€ 7,90

ab 7,90



Vasco® Nitril light

Größe	100 Stck.
XS	055 572
S	055 583
M	055 584
L	055 585
XL (90 Stck.)	055 586
1 Pckg.	€ 9,90
	€ 8,90
ab 10 Pckgn., je Pckg.	€ 8,90
	€ 7,90

ab 7,90



Omnifix® Einmalspritzen Luer Lock

100 Stck.:		
3 ml		
055 529	1 Pckg.	€ 22,90
		€ 20,60
5 ml		
055 526	1 Pckg.	€ 24,95
		€ 22,45
10 ml		
055 527	1 Pckg.	€ 32,50
		€ 29,15



ab 20,60

Sterican blunt/stumpf

G 21, 0,8 x 22 mm, grün	
055 557	1 Pckg. € 11,50
	€ 10,30



10,30



Sterican stumpf

G 27, 0,40 x 25 mm, grau	
055 558	1 Pckg. € 15,70
	€ 14,10



14,10



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.



PRAXIS



SIMPLEE® SCALER

Scaler zum Entfernen von subgingivalem Zahnstein und Konkrementen.

16,⁹⁰

2045
156 627 | 1 Stck. | € 16,90

2045D
156 628 | 1 Stck. | € 16,90

H6/H7
156 629 | 1 Stck. | € 16,90



SIMPLEE® HEIDEMANNSPATEL

Hohler Rundgriff.

ab 6,⁷⁰

Nr. 19, 2,0 mm
156 605 | 1 Stck. | € 7,20

Nr. 20, 2,5 mm
156 606 | 1 Stck. | € 7,20

Nr. 21, 3,0 mm
156 607 | 1 Stck. | € 7,20

ab 10 Stck.
einer Ausführung | je Stck. | € 6,70



SIMPLEE® PINZETTEN

Meriam 16 cm
156 600 | 1 Stck. | € 5,30

College 15 cm
156 601 | 1 Stck. | € 5,30

ab 10 Stck.
einer Ausführung | je Stck. | € 4,90
ab 20 Stck.
einer Ausführung | je Stck. | € 4,60

Pinzetten mit geriefelter Spitze.

ab 4,⁶⁰



SIMPLEE® MUNDSPIEGELGRIFFE

6-Kant, hohl

ab 1,⁹⁰

156 630 | 1 Stck. | € 2,70
ab 10 Stck. | je Stck. | € 2,50
ab 20 Stck. | je Stck. | € 2,30

8-Kant, massiv

156 631 | 1 Stck. | € 2,30
ab 10 Stck. | je Stck. | € 2,10
ab 20 Stck. | je Stck. | € 1,90

Fingerform, hohl

156 632 | 1 Stck. | € 7,70
ab 10 Stck. | je Stck. | € 7,20
ab 20 Stck. | je Stck. | € 6,90



PAPIERHANDTÜCHER 2-LAGIG

natural (Zellstoff):

Lagenfalz, 23 x 33 cm,
2.560 Stck.

156 537 | 1 Karton | € 39,90

natural (Zellstoff):

Zickzack-Falz, 23 x 24,8 cm,
3.750 Stck. (250er Bündel)

159 553 | 1 Karton | € 39,90



39,⁹⁰

AB € 1,06 PRO 100 STCK.

SOLANGE VORRAT REICHT.

PAPIERHANDTÜCHER 1-LAGIG

natural:

Zickzack-Falz, 24 x 21 cm,
5.000 Stck. (250er Bündel)

156 535 | 1 Karton | € 32,50

grün (Recyclingmaterial):

Zickzack-Falz, 23 x 24,8 cm,
4.000 Stck. (200er Bündel)

156 538 | 1 Karton | € 29,90



ab 29,⁹⁰

AB € 0,65 PRO 100 STCK.

SOLANGE VORRAT REICHT.

SIMPLEE® ZAHNSONDEN

Mit Rundgriff.

Fig. 9
156 610 | 1 Stck. | € 4,90



Fig. 23
156 611 | 1 Stck. | € 4,90



Fig. 8
156 612 | 1 Stck. | € 4,90



Fig. 17
156 613 | 1 Stck. | € 4,90



ab 10 Stck.
einer Ausführung | je Stck. | € 4,60
ab 20 Stck.
einer Ausführung | je Stck. | € 4,30

ab 4,30

SIMPLEE® ASPIRATIONSSPRITZE

Zylinderampullenspritze (1,8 ml) mit
Kipp-Vorrichtung und 3 Aspirationshaken
156 625 | 1 Stck. | € 29,90



29,90

SIMPLEE® WATTEROLLEN **NEU**

Watterollen aus 100% Baumwolle. Hautfreundlich,
kein Ankleben an der Mundschleimhaut.

Größe / Ø	300 g
1 / 0,8 cm	156 565
2 / 1,0 cm	156 566
3 / 1,2 cm	156 567
1 Pckg.	€ 2,99

2,99



SIMPLEE® GRACEY KÜRETTEN

Küretten nach Gracey für subgingivales
Scaling und Wurzelglättung.

16,90

Fig. 1/2
156 615 | 1 Stck. | € 16,90



Fig. 3/4
156 616 | 1 Stck. | € 16,90



Fig. 5/6
156 617 | 1 Stck. | € 16,90



Fig. 7/8
156 618 | 1 Stck. | € 16,90



Fig. 9/10
156 619 | 1 Stck. | € 16,90



Fig. 11/12
156 620 | 1 Stck. | € 16,90



Fig. 13/14
156 621 | 1 Stck. | € 16,90



Fig. 15/16
156 622 | 1 Stck. | € 16,90



SIMPLEE® SECTIONAL MATRIX SYSTEM **NEU**

Teilmatrizensystem für Klasse II Restaurationen. Für perfekte Kontaktpunkte und anatomisch korrekte Zahnformen im Seitenzahnbereich. Das Simplee Teilmatrizensystem ist für die einfache Realisierung optimaler, großflächiger Approximalkontakte und bauchiger Zahnformen. Die speziell geformten Silikontips werden auf die Füße des Matrizenrings gesetzt und fügen sich genau an die Matrize an, sie gewährleisten somit einen noch besseren Halt und verhindern das Eindringen der Füße des Matrizenrings in den Interdentalraum. Matrizenring aus Nickel-Titan, verstärkt mit einem hochwertigen Kunststoff, Matrizenring und Silikontips sind autoklavierbar bis 134°C.

Ring Kit:

- 2 Matrizenringe
- 6 Silikontips
- 100 Matrizenbänder gemischt

156 120 | 1 Kit | € 63,90

2 Matrizenringe, 6 Silikontips
156 121 | 1 Pckg. | € 26,90

Matrizenbänder 0,04 mm:
Molar 6,4 mm, mit zervikaler
Ausdehnung, 25 Stck.
156 122 | 1 Pckg. | € 18,90

Molar 6,4 mm, 50 Stck.
156 123 | 1 Pckg. | € 25,95

Prämolar 5 mm, 50 Stck.
156 124 | 1 Pckg. | € 25,95

ab 18,90



52,⁹⁰



SIMPLEE® ETCHING GEL

36%iges Phosphorsäure-Ätzel. Zum Ätzen des Schmelzes und/oder des Dentins in der adhäsiven Füllungs-technik. Durch die Einfärbung und die standfeste Gel-Konsistenz ist die Anwendung einfach und gut kontrollierbar. Farbe: blau.

20 x 1,4 ml Spritzen,
25 Applikationskanülen
156 115 | 1 Pckg. | € 52,90

Applikationskanüle 22G,
gebogen 45°, blau,
10 mm lang, 100 Stck.
156 104 | 1 Pckg. | € 12,90

Applikationskanüle 20G,
gebogen, schwarz,
11 mm lang, 100 Stck.
100 112 | 1 Pckg. | € 12,90



SIMPLEE® ZR-BÜRSTEN

Mit Nylonbesatz. Nicht sterilisierbar. Für Winkelstück.

Härtegrad	100 Stck.
pink soft	156 805
weiß hart	156 806
1 Pckg.	€ 38,50

38,⁵⁰



weiß hart


pink soft

SIMPLEE® PROPHY-POLIERER

Latexfreie Einwegpolierer in 2 Härtegraden. Für Winkelstück.

Farbe	24 Stck.
blau, weich	156 810
gelb, fest	156 811
1 Pckg.	€ 8,60

8,⁶⁰



blau

gelb



SIMPLEE® KÄLTESPRAY

Kältespray zum schnellen vereisen von Schaumstoffpellets, zur Vitalitätsprüfung und zum Abkühlen von Abdruckmaterial. FCKW-frei, Austrittstemperatur -50°C, Minzaroma.

200 ml
156 210 | 1 Dose | € 4,10

4,¹⁰



SIMPLEE® UNIVERSAL BOND

Selbstzähendes Universal Bonding, lichterhärtend. Für alle Ätztechniken geeignet. Sehr gute Haftung auch auf feuchtem Dentin. Kann mit allen dual-, selbst- oder lichterhärtenden Materialien angewendet werden. Auch verwendbar als Primer für Metall und Keramik. Reparaturen an Composite und Keramik.
Indikation: Alle Klassen der direkten Restaurationen mit Composite (Klasse I bis V). Befestigung von Wurzelstiften, Kronen, Inlays / Onlays, Veneers.

5 ml
 156 110 | 1 Fl. | € 35,90

35,90

Ein Bond für alle Fälle

SIMPLEE® RETRAKTIONSPASTE **NEU**

Die Simplee Retraktionspaste dient zur Verdrängung der marginalen Gingiva sowie zur Trocknung des Sulkus und stoppt schnell Gingiva-Blutungen. Somit sorgt die Paste für ein trockenes Arbeitsfeld. Wirkstoff: Aluminiumchlorid. Durch die Einfärbung hat die Paste einen guten Kontrast zur Gingiva und lässt sich einfach und gewebeschonend entfernen. Farbe: grün.

Unitdose, 30 x 0,24 g
 156 215 | 1 Pckg. | € 54,90



54,90

SIMPLEE® BRUSH FLO TIPS **NEU**

Zum Applizieren und Einreiben von blutstillender, retrahierender Mittel in den Sulkus. Entfernt zugleich oberflächliches Koagulum.

19 G, 100 Stck.
 156 208 | 1 Pckg. | € 54,90

54,90



SIMPLEE® EXACTA BRUSH TIPS **NEU**

Zur Applikation von niedrig viskosen Materialien. Luer-Lock.

100 Stck.
 156 108 | 1 Pckg. | € 49,90

49,90



SIMPLEE® EXACTA FINE TIPS **NEU**

Mit Luer Lock Ansatz und Metallkanüle gebogen, Ø 0,5 mm, für die punktförmige Applikation. Ideal für dünnfließende Materialien.

25 G, 100 Stck.
 156 109 | 1 Pckg. | € 15,50

15,50



SIMPLEE® EXACTA TIPS **NEU**

Zur Applikation von mäßig viskosen Materialien. Ø 1,0 mm. Luer-Lock.

18 G, 100 Stck.
 156 118 | 1 Pckg. | € 32,90

32,90



SIMPLEE® PATIENTEN-SERVIETTEN

Patientenservietten aus zwei Lagen Papier und einer Lage PE-Folie. Maße 33 x 45 cm.

33 x 45 cm, 500 Stck.:
 weiß | 1 Karton | € 16,50
 dunkelblau | 1 Karton | € 16,50
 grün | 1 Karton | € 16,50
 lila | 1 Karton | € 16,50

16,50




SIMPLEE® RECIPFILE V **NEU**

Nickel-Titan Feilen zur maschinellen Wurzelkanalaufbereitung mit hervorragender Schneidleistung. Aufbereitung durch reziproke Bewegung. Die Feilen haben eine sehr gute Flexibilität und sind daher optimal geeignet für schmale, gekrümmte Kanäle. Mit wenigen Instrumenten kann der Wurzelkanal ohne großen Aufwand optimal aufbereitet werden.

49,-

Größe	R25	R40	R50
21 mm	156 640	156 643	156 646
25 mm	156 641	156 644	156 647
31 mm	156 642	156 645	156 648
1 Pckg. à 6 Stck.	€ 49,00	€ 49,00	€ 49,00




SIMPLEE® RECIPFILE VB **NEU**

Nickel-Titan Feilen mit erhöhter Bruchsicherheit durch Wärmebehandlung der Wurzelkanalinstrumente. Zur maschinellen Wurzelkanalaufbereitung mit hervorragender Schneidleistung. Aufbereitung durch reziproke Bewegung. Die Feilen haben eine sehr gute Flexibilität und sind daher sehr gut geeignet für schmale, gekrümmte Kanäle. Mit wenigen Instrumenten kann der Wurzelkanal ohne großen Aufwand optimal aufbereitet werden.

51,90

Größe	R25	R40	R50
21 mm	156 649	156 652	156 655
25 mm	156 650	156 653	156 656
31 mm	156 651	156 654	156 657
1 Pckg. à 6 Stck.	€ 51,90	€ 51,90	€ 51,90




SIMPLEE® W+ FEILEN **NEU**

Nickel-Titan-Feilen für die maschinelle, reziproke Aufbereitung des Wurzelkanals. Die W+ Feilen sind besonders flexibel und passen sich auch stark gekrümmten Wurzelkanälen optimal an. Mit den Feilen decken Sie ein breites Spektrum an Kanalmorphologien ab. Mit nur wenigen Instrumenten können sie fast alle Wurzelkanalanatomien abdecken.

49,-

Größe	large 45	medium 35	primary 25	small 20
21 mm	156 661	156 664	156 667	156 670
25 mm	156 662	156 665	156 668	156 671
31 mm	156 663	156 666	156 669	156 672
1 Pckg. à 6 Stck.	€ 49,00	€ 49,00	€ 49,00	€ 49,00



SIMPLEE® W+ TUNNEL **NEU**

Gleitpfadfeilen, abgestimmt auf das Simplee W+ System. Zur Präparation des Gleitpfades.

44,90

Größe	15/02
21 mm	156 658
25 mm	156 659
31 mm	156 660
1 Pckg. à 6 Stck.	€ 44,90



SIMPLEE® EINWEGSERVIETTENHALTER

Dehnbarer und anpassungsfähiger Serviettenhalter aus elastischen Fasern. Mit Klebeenden zum Befestigen an jedem Lätzchen. Entspricht den aktuellen Hygieneempfehlungen, lästiges Aufbereiten entfällt.

250 Stck.
156 528 | 1 Pckg. | € 9,20

9,20



SIMPLEE® IRRIGATION TIPS DUAL PORT **NEU**

Mit zwei seitlichen Spülöffnungen hinter dem geschlossenen Kanülenende. Die weiche flexible Spitze folgt optimal einer apikalen Krümmung. Luer-Lock.

Größe	20 Stck.
27 G, Ø 0,4 mm	156 591
30 G, Ø 0,3 mm	156 592
1 Pckg.	€ 19,90



19,90

SIMPLEE® IRRIGATION TIPS **NEU**

Spülkanüle mit stumpfer Spitze. Die Kanüle ist an der Spitze seitlich geöffnet, um die Gefahr zum durchbrechen der Flüssigkeiten durch den Apex zu vermeiden. Luer-Lock.

Größe	20 Stck.	100 Stck.
23 G, Ø 0,6 mm	156 585	156 588
27 G, Ø 0,4 mm	156 586	156 589
30 G, Ø 0,3 mm	156 587	156 590
1 Pckg.	€ 8,90	€ 39,90

ab **8,90**



SIMPLEE® ANMISCHBLÖCKE

Für Abformmassen, Zemente und Composites. Aus speziell einseitig beschichtetem, abriebfestem Papier, zweiseitig geblockt.

7 x 9,5 cm, 60 Blatt	300 105	1 Pckg. € 1,90
12,5 x 18 cm, 60 Blatt	300 106	1 Pckg. € 2,80

ab **1,90**



SIMPLEE® SIMPLEEDRY

Die SimpleeDry nehmen das 30-fache Ihres Gewichts auf. Flexibel, passen sich der Wangenbewegung an. Effektiver Ersatz für Kofferdämmung, vollständige Abdeckung der Parotisdrüse. Mit Polyethylenfolie als Schnitzschutz. Bleibt an Ort und Stelle, ist aber leicht mit Wasserspray zu entfernen.

Größe	50 Stck.
klein	156 552
groß	156 553
1 Pckg.	€ 8,50



SIMPLEE® ALGINAT

Staubfreies Alginat, für eine detailgetreue Abformung. Mit langer Dimensionsstabilität (100 Stunden) Pfefferminzgeschmack. Ab Herstellungsdatum 5 Jahre haltbar.

Lieferbar in drei Varianten:

Simplee Alginat:
normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.,
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.,
Abbindezeit im Mund: 30 Sek.,
Abbindezeit gesamt: 1 Min. 55 Sek., Farbe: blau.

Simplee Alginat quick:
schnellabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.,
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 30 Sek.,
Abbindezeit im Mund: 30 Sek.,
Abbindezeit gesamt: 1 Min. 40 Sek., Farbe: blau.

Simplee Alginat color:

normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.,
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.,
Abbindezeit im Mund: 30 Sek.,
Abbindezeit gesamt: 1 Min. 55 Sek.,
Farbe: lila über rosa zu weiß.

	Beutel: 500 g	Bulkpackung: 20 Beutel à 500 g
Simplee Alginat	156 201	156 200
Simplee Alginat quick	156 203	156 202
Simplee Alginat color	156 205	156 204
1 Pckg.	€ 7,50	€ 139,00
ab 2 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	-	€ 133,00



ab **7,50**

SIMPLEE® HELIX TEST **NEU**

Indikator und Chargenkontroll-System zum Testen von Sterilisationsprozessen in Autoklaven der Klasse B nach EN-867-5.

250 Teststreifen, 1 Prüfkörper
 156 715 | 1 Pckg. | € 69,00

69,-



SIMPLEE® MICRO TIPS

Miniaturl Applikationsspitzen, beflocht. Zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen.

transparent, 100 Stck.
 156 100 | 1 Pckg. | € 3,90

Halter für Simplee Micro Tips/Pinsel
 156 101 | 1 Pckg. | € 0,99

3,90




SIMPLEE® FLEXIBRUSH

Biegbare Pinsel zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen.

medium blau, 100 Stck.
 156 102 | 1 Pckg. | € 6,90

6,90



SIMPLEE® MICRO APPLIKATOREN

Beflochte Micro Applikatoren zum genauen Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen, biegsam. Länge: 10 cm.

Farbe	100 Stck.
blau (regular)	156 105
gelb (fine)	156 106
weiß (x-fine)	156 107

1 Pckg. € 3,90

3,90

blau (regular) gelb (fine) weiß (x-fine)



SIMPLEE® EINMALZAHNBÜRSTEN

3-reihig, mit Zahnpasta imprägniert. Farbe transparent, Packung mit 100 Stck., einzeln hygienisch verpackt.

100 Stck.
 156 800 | 1 Pckg. | € 7,90

7,90



SIMPLEE® ZAHNSEIDE **NEU**

Simplee Zahnseide gewachst mit Minzgeschmack in einer praktischen Spenderbox.

gewachst, 40 m
 156 820 | 1 Pckg. | € 2,50

2,50



SIMPLEE® SOFORT-KÄLTEKOMPRESSEN

Einweg Kältekompressen aus Vliesstoff, wird durch Druck aktiviert. Nach der Aktivierung ist der Beutel sofort einsatzbereit. Größe: 14 x 18 cm.

10 Stck.
 156 060
 1 Pckg. | € 9,90

NEU

9,90






SIMPLEE® MUNDSCHUTZ IIR

- Mundschutz 3-lagig mit elastischen Schlaufen und Nasenbügel
- Filterleistung >98% gem EN 14683 Typ IIR
- Hoher Tragekomfort, atmungsaktiv und äußerst flüssigkeitsbeständig

Farbe	50 Stck.
schwarz	700 131
magenta	700 132
indigo	700 133
fossil	700 134
blau	156 555
1 Pckg.	2,99



2,99

SIMPLEE® NITRIL HANDSCHUHE 200 STCK. **NEU**

Puderfreier Nitril Handschuh. Der hochelastische und weiche Handschuh bietet ein angenehmes Tragegefühl und hat eine hohe Tastsensibilität. Sicherer Halt durch die angerauten Fingerspitzen. AQL 1,5, hergestellt gem. EN455, auch als Chemikalienschuh gem. EN 374 zugelassen. Zertifiziert nach ISO 9001, EN 13485.

Größe	200 Stck. blau	200 Stck. weiß
XS	156 570	156 574
S	156 571	156 575
M	156 572	156 576
L	156 573	156 577
1 Pckg.	14,90	14,90
ab 10 Pckgn., je Pckg.	13,90	13,90



ab **13,90**

SIMPLEE® BIO EINMALZAHNBÜRSTEN

Einmalzahnbürste mit Weizenstroh. 4-reihig mit Zahnpasta imprägniert. Einzeln hygienisch verpackt.

blau, 100 Stck.
728 817 | 1 Pckg. | € 9,90

9,90



SIMPLEE® PERIO PLUS ALL IN ONE POWDER

Prophylaxepulver auf Basis von Tagatose für den sub- und supragingivalen Bereich und zur Implantatreinigung. Durch die Korngröße (15µ) und die besondere Teilchengometrie ist es sehr schonend für die Zahn- und Zahnwurzeloberfläche und zeigt eine herausragende Reinigungs- und Politureistung. Neutraler Geschmack.

120 g
156 815 | 1 Pckg. | € 16,90

NEU



16,90

SIMPLEE® DENTAL SET **NEU**

Steriles OP-Set für kleinere bis mittlere Eingriffe im Bereich Implantologie, Parodontologie und Kieferchirurgie.

156 568 | 1 Pckg. | € 10,50
ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 9,90

Inhalt:

- 1 Einschlagtuch 75 x 75 cm
- 1 Lochtuch 150 x 150 cm
- 2 Abdecktücher 45 x 75 cm
- 2 Schlauchüberzüge 8 x 120 cm inkl. 2 Klebestreifen 10 x 24,5 cm

ab **9,90**



SIMPLEE® OSHIBORI WELLNESS TUCH **NEU**

Alkoholfreies feuchtes Frotteetuch für die Kalt- oder Warmanwendung mit Aloe Vera Duft. Ein Pflege- und Entspannungstuch nach einer langen Sitzung oder einer PZR. Tuchgröße 220 x 220 mm, biologisch abbaubar, wiederverwendbar.

298 048 | 1 Stck. | € 0,99
ab 10 Stck. | je Stck. | € 0,95



ab **0,95**

SIMPLEE® WET WIPES AF

Alkoholfreie, aldehydfreie gebrauchsfertige Tücher (15 x 21 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen mit angenehm frischem Duft. Fusselfreie Tücher aus einem Mischgewebe aus Polyester und Viskose. Breites Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksam gegen behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegen Adeno-, Noro-, Rota-Viren. VAH-gelistet. Als Spenderbehältnis empfehlen wir den Quattro Eimer leer mit Depotdeckel gegen Austrocknung mit M+W Artikelnummer 100 751.

2 Rollen à 240 Blatt
156 700 | 1 Pckg. | € 30,90



30,90

SIMPLEE® EINMALSPRITZEN **NEU**

Sterile Einmalspritze 3 ml inkl. Spülkanüle.

Größe	100 Stck.
23G, 0,6 mm	500 727
27G, 0,4 mm	500 728
30G, 0,3 mm	500 729
1 Pckg.	€ 29,90



29,90

SIMPLEE® DAPPENBEHÄLTER

Glatte und gezackte Dappenbehälter aus Kunststoff. Die Bio Dappenbehälter wurden aus fossil freiem Material (Baumöl) hergestellt. Die Dappenbehälter sind nicht sterilisierbar. Kein Medizinprodukt.

Farbe	glatt, 50 Stck.	gezackt, 50 Stck.	BIO glatt, 50 Stck.	BIO gezackt, 50 Stck.
weiß	411 501	411 506	411 508	411 509
gelb	411 502	-	-	-
blau	411 503	411 507	-	-
rot	411 504	-	-	-
schwarz	411 505	-	-	-
1 Pckg.	€ 1,90	€ 1,90	€ 2,10	€ 2,10



ab **1,90**

SIMPLEE® SCALER ANSÄTZE

ZEG Ansätze aus korrosionsbeständigem, flexiblem Stahl.

33,90

für KaVo*:

KaVo* Sonicflex 2000 N/ Lux 2003 LX:

k5 Universal
156 007 | 1 Stck. | € 33,90

k6 Sichel
156 008 | 1 Stck. | € 33,90

k7 Perio
156 009 | 1 Stck. | € 33,90

k60 lang
156 031 | 1 Stck. | € 33,90

k61 paro
156 033 | 1 Stck. | € 33,90

k62 paro
156 034 | 1 Stck. | € 33,90

KaVo* Sonicflex quick 2008:

k5A Universal
156 003 | 1 Stck. | € 33,90

k6A Sichel
156 004 | 1 Stck. | € 33,90

k7A Perio
156 005 | 1 Stck. | € 33,90

k8A Perio extralang
156 006 | 1 Stck. | € 33,90

k60A lang
156 032 | 1 Stck. | € 33,90

KaVo* Piezolux/ Sonosoft:

k11 Universal
156 010 | 1 Stck. | € 33,90

k9 Sichel
156 011 | 1 Stck. | € 33,90

k10 Perio
156 012 | 1 Stck. | € 33,90

KaVo* Piezo LED:

k201
156 000 | 1 Stck. | € 33,90

k202
156 001 | 1 Stck. | € 33,90

k203
156 002 | 1 Stck. | € 33,90

Drehmomentschlüssel:

für KaVo Sonicflex*
156 024 | 1 Stck. | € 21,80

für KaVo Sonicflex*
156 029 | 1 Stck. | € 28,90

für KaVo PiezoLED/Piezo soft*
156 030 | 1 Stck. | € 28,90

für Dentsply Sirona*:

Dentsply Sirona* Zahnsteinentfernungsgeräte:

sr3l Universal
156 013 | 1 Stck. | € 33,90

sr4l Universal fein
156 014 | 1 Stck. | € 33,90

srPE1 Perio
156 037 | 1 Stck. | € 33,90

sr2l Versatile
156 036 | 1 Stck. | € 33,90

sr1l General
156 035 | 1 Stck. | € 33,90

srPE2 Perio rechts gebogen
156 038 | 1 Stck. | € 33,90

srPE3 Perio links gebogen
156 039 | 1 Stck. | € 33,90

Drehmomentschlüssel:

für Sirona*
156 025 | 1 Stck. | € 21,80

für NSK*:

NSK* Zahnsteinentfernungsgeräte:

nS1 Universal
156 015 | 1 Stck. | € 33,90

nS2 Sichel
156 016 | 1 Stck. | € 33,90

nS3 Perio
156 017 | 1 Stck. | € 33,90

nG1
156 040 | 1 Stck. | € 33,90

nG16
156 041 | 1 Stck. | € 33,90

nG4
156 042 | 1 Stck. | € 33,90

nG6
156 043 | 1 Stck. | € 33,90

nG8
156 044 | 1 Stck. | € 33,90

nS20
156 045 | 1 Stck. | € 33,90

Drehmomentschlüssel:

für NSK*
156 026 | 1 Stck. | € 21,80

für ACTEON*:

ACTEON* Zahnsteinentfernungsgeräte:

s1 Universal
156 021 | 1 Stck. | € 33,90

s10X interdental/ approximal
156 022 | 1 Stck. | € 33,90

s10P sub-/ supragingival
156 023 | 1 Stck. | € 33,90

S10Z subgingival
156 046 | 1 Stck. | € 33,90

S1S sub-/supra slim
156 047 | 1 Stck. | € 33,90

sH3 anterior Paro
156 048 | 1 Stck. | € 33,90

Drehmomentschlüssel:

für ACTEON*
156 028 | 1 Stck. | € 21,80

für EMS*:

EMS* Zahnsteinentfernungsgeräte:

eA Universal
156 018 | 1 Stck. | € 33,90

eP Perio
156 019 | 1 Stck. | € 33,90

ePS Perio fein
156 020 | 1 Stck. | € 33,90

Drehmomentschlüssel:

für EMS*
156 027 | 1 Stck. | € 21,80

* KaVo ist eine eingetragene Marke der Kaltenbach & Voigt GmbH, 88400 Biberach, DE
Dentsply Sirona ist eine eingetragene Marke der Dentsply Sirona Deutschland GmbH, 64625 Bensheim, DE
NSK ist eine eingetragene Marke der NSK Europe GmbH, 65760 Eschborn, DE
ACTEON ist eine eingetragene Marke der ACTEON Germany GmbH, 40468 Düsseldorf, DE
EMS ist eine eingetragene Marke der E.M.S. Electro Medical Systems S.A., 1260 Nyon, CH



SIMPLEE® – günstig aber gut.

JETZT DEN DAUERTIEFPREIS NUTZEN!

SIMPLEE® SIMPLE GIPSE

SIMPLE ROCK

Kunststoffveredelter Klasse IV Gips zur Herstellung von Zahnkranz- und Modellguss-Modellen. Thixotrope Konsistenz mit niedriger Expansion.

Farbe	20 kg
goldbraun	700 910
pastellgelb	700 912
1 Karton	€ 63,00



SIMPLE FLOW

Dünnflüssiger Klasse IV Sockelgips. Gute Fließfähigkeit bei niedriger Expansion und glatter Oberfläche. Splitcast und Modellsockel bleiben blasenfrei und passgenau.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 913
grau	700 914
gelb	700 915
1 Karton	€ 54,00



SIMPLE STONE

Allround Super-Hart-Gips der Klasse IV. Universell einsetzbar zur Herstellung von Kontroll- und Meistermodellen, sowie für die Modellgusstechnik. Thixotropes Fließverhalten und schnell entformbar.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 920
goldbraun	700 923
1 Karton	€ 51,00



SIMPLE ORTHO

Synthetischer Klasse III Hartgips zur Herstellung von KFO-Modellen. Bleibt auch beim manuellen Anrühren blasenfrei. Cremige Konsistenz und glatte Oberfläche. Zusätzlich geeignet für die Erstellung von Reparatur-, Kontroll- und Gegenbiss-Modellen.

Farbe	20 kg
weiß	700 918
blau	700 919
1 Karton	€ 36,00



SIMPLE ART

Synthetischer Klasse III Artikulationsgips (formaldehydfrei). Sehr standfest mit erhöhter Klebekraft. Ein Wagsack des Modells bei der Artikulation bleibt aus.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 917
1 Karton	€ 39,00



ab **36,-**

SIMPLEE® SCAN SPRAY

Klassisches Mattierungs-Scan Spray mit einem feinen aber dichten Pulverfilm von 5 µm für den Laboralltag. Trocknet zügig nach dem Auftragen. Durch die erhöhte Dichte auch gut für das Abdecken von Metallrestaurationen geeignet. TiO2 frei. Farbe: weiß.

200 ml
093 994 | 1 Dose | € 19,90



19,90

SIMPLEE® PROTHESENFINISH

Glanzspray für Prothesen und Kunststoffe. Sorgt für einen gleichmäßigen seidenmatten Glanz mit Minz-Geruch. Aus ca. 4 – 5 cm Entfernung aufsprühen und mit einem weichen Tuch leicht polieren.

75 ml
093 996 | 1 Dose | € 6,80



6,80

SIMPLEE® PINSELEINSÄTZE

100 Stck.:
fein, transparenter Schaft
300 100 | 1 Pckg. | € 3,65
medium, roter Schaft
300 101 | 1 Pckg. | € 3,65
groß, transparenter Schaft
156 103 | 1 Pckg. | € 3,65
ab 10 Pckgn. einer Größe | je Pckg. | € 2,90



Halter für Simplee Micro Tips/Pinsel
156 101 | 1 Pckg. | € 0,99



ab **0,99**



QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH.



PRAXIS

M+W select SUPERLITE COLOR PEN

Technische Daten:
 Ø Lichtleiter: 8 mm
 Lichtintensität: bis 1.100 mW/cm²
 Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm
 Gewicht Handstück: 100 g
 Akku: Li-Ion Batterie (800 mAh)
 Garantie: Lampe 24 Monate /
 Akku 6 Monate / Lichtleiter keine Garantie

- Lieferumfang:**
- 1 Handstück mit eingebautem Akku
 - 1 Ladekabel
 - 1 Lichtleiter 8 mm
 - 1 Blendschutzschild
 - 1 Wandhalter aus Kunststoff

weiß	200 000
orange	200 001
lichtgrün	200 002
blau	200 003
lila	200 004
rosa	200 005
grau	200 006
je Stck.	€ 185,00 € 139,00*

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

-25%

139,-*



M+W select SUPERLITE HOCHLEISTUNGS-LED-LAMPE

Die kabellose Hochleistungs-LED-Lampe eignet sich hervorragend für die professionelle und zeitsparende Aushärtung aller Füllungswerkstoffe innerhalb von 3 Sekunden. Für eine optimale Aushärtung in einem sehr breiten Wellenlängenbereich von 410 – 490 nm sorgen 3 Breitband-LEDs. Somit ist diese Lampe für alle marktüblichen lichthärtenden Materialien hervorragend einsetzbar. Sie haben dabei die Wahl zwischen 2 Aushärtungsmodi. Deren Auswahl ist erkennbar an einem farbigen Ring am Handstück.

1. Ramp – der Softstart Modus: hier steigt die Leistung in den ersten 3 Sekunden an und erreicht danach eine Leistung von 1.500 mW/cm². Sie können wählen zwischen 10 Sekunden oder 20 Sekunden Aushärtungszeit. In diesem Modus leuchtet der Indikationsring am Handstück grün.

2. Hyper – der Full-Power Modus: eine maximale Intensität von 3.500 mW/cm² wird in Impulsen erreicht. Erkennbar auch am rot leuchtenden Indikationsring. Sie können wählen zwischen 1 x 3 Sekunden oder 12 x 3 Sekunden Aushärtungszeit. Damit ist die Polymerisationslampe auch zum Befestigen von Brackets hervorragend geeignet.

Technische Daten:
 Batterie: starke Li-Ionen Batterie für bis zu 4.000 Sek. Arbeitszeit
 Kopfgröße (H x Ø): 14 x 16 mm
 Handstück (L): 215 mm
 Gewicht: 215 g
 Garantie: 24 Monate

- Lieferumfang:**
- 1 Handstück
 - 1 Ladeadapter
 - 50 Einweghüllen
 - 1 Handstückhalter
 - ausführliche Gebrauchsanleitung

schwarz	200 089
weiß	200090
je Stck.	€ 599,00 € 449,00*

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

NEU

-25%

449,-*



M+W select SUPERLITE POWER PEN

- Lieferumfang:**
- 1 Handstück mit eingebautem Akku
 - 1 Ladekabel
 - 1 Lichtleiter 8 mm
 - 1 Blendschutzschild
 - 1 Handteilhalter (Kunststoff)

silber	200 025
weiß	200 026
schwarz	200 027
je Stck.	€ 229,00 € 169,00*

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



Technische Daten:
 Ø Lichtleiter: 8 mm
 Lichtintensität: bis zu 1.100 mW/cm²
 Wellenlängenbereich: 410 – 490 nm
 Gewicht Handstück: 100 g
 Länge Handstück ohne Lichtleiter: 148 mm
 Durchmesser Handstück: max. 25 mm
 Akku: Li-Ionen Batterie (800 mAh)
 Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

-26%

169,-*



M+W select SUPERLITE 1300

- Lieferumfang:**
- 1 Handstück
 - 1 Ladestation
 - 1 Akku
 - 1 Lichtleiter
 - 1 Schutzschild

100 045	1 Stck.	€ 345,00 € 258,00*
---------	---------	-----------------------

100 046	1 Stck.	€ 59,50 € 46,50*
---------	---------	---------------------

Technische Daten:
 Ø Lichtleiter: 8 mm
 Lichtintensität: max. 1.300 mW
 Wellenlängenbereich: 430 – 490 nm
 Gewicht: Ladegerät 560 g,
 Handstück 245 g (inkl. Akku und Lichtleiter)
 Länge Handstück: 196 mm (inklusive Lichtleiter)
 Maße Ladestation (L x B x H): 180 x 130 x 66 mm
 Akku: Li-Ion 2200 mAh,
 3,7 V (4.000 Belichtungszyklen)
 Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

-25%

258,-*

4 verschiedene Modi





M+WDental®

Einfach **vielseitig**

M+W select PERMAPLAST LH ONE

Lichthärtendes und röntgenopakes Mikro Hybrid Composite mit optimaler Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe, wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Bei Bedarf kann die Farbe angepasst werden, indem man für die erste Schicht Permaplast LH Flow verwendet. Hochglanzpolierbar 75 Gew%, 53 Vol.-%.

Indikation:
Direkte Front- und Seitenzahnrestaurationen der Klasse I – V nach Black. Indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren, Stumpfaufbauten, Schienung von gelockerten Zähnen, Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik.

Spritze, 4 g
100 147 | 1 Pckg. | € 30,90
€ 26,20

Spritze, 4 g, opak
100 149 | 1 Pckg. | € 30,90
€ 26,20

ab 5 Pckgn. einer Sorte | je Pckg. | € 29,90
€ 25,40

Cavifils, 20 x 0,3 g
100 148 | 1 Pckg. | € 54,90
€ 46,60

ab **25,40**

BIS ZU **-18%**



Ein Farbton für alle Zahnfarben
Das Composite, das sich an die Zahnfarbe anpasst.

Optimale Farbanpassung durch ultrafeine reflektierende Glasfüllstoffe

M+W select PERMAPLAST LH ONE VISCOUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, hoch radiopak. Füllerteil 77% Gewicht, 57% Volumen. Optimale Farbanpassung an die Zahnfarbe. Aufgrund der ultrafeinen Glasfüllstoffe wird der Untergrund der Kavität optimal reflektiert. Fließfähig und trotzdem standfest. Hohe Abrasionsresistenz und sehr gut polierbar.

Indikationen:
Fissurenversiegelung, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren. Füllungen der Klasse V nach Black (Zahnhalbkaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte). Minimalinvasive Füllungen der Klassen I, II und III nach Black. Korrekturen von Zahnschmelzdefekten, Ausblenden von Unterschnitten, kleinere Formkorrekturen am Schmelz.

Spritze, 2 g
100 158 | 1 Pckg. | € 23,50
€ 21,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 22,50
€ 20,90
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 21,50
€ 19,90

ab **19,90**



Ein Farbton für alle Zahnfarben
Das Composite, das sich an die Zahnfarbe anpasst.

Optimal reflektierender Kavitätsuntergrund

M+W select PERMAPLAST BUILD UP

Dualhärtendes, fließfähiges Stumpfaufbaumaterial im praktischen Automix-System, auch für die Zementierung von Wurzelstiften geeignet. Optimale Adaption an den natürlichen Zahn.

5 ml Automix Spritze A2,
5 Mischkanülen, 5 Intraoral-Tips
000 107 | 1 Pckg. | € 40,90
€ 34,90



34,90

M+W select PERMAPLAST BULK

Lichthärtendes Seitenzahn-Composite für die einfache und schnelle Verarbeitung in der Bulk-Fill-Technik.

Spritze, 2 g,
10 Applikationskanülen:
hell
100 114 | 1 Pckg. | € 25,90
€ 23,90
medium
100 128 | 1 Pckg. | € 25,90
€ 23,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 24,90
€ 22,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 23,90
€ 21,90

Cavifils, 20 x 0,3 g:
hell
100 113 | 1 Pckg. | € 79,90
€ 71,90
medium
100 129 | 1 Pckg. | € 79,90
€ 71,90



Schnelle Verarbeitung bis 4 mm Schichtstärke

ab **21,90**

M+W select PERMAPLAST LH CERAMIC

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Microhybrid-Composite mit Keramikanteil für hochwertige Front- und Seitenzahnrestauration der Klasse I – V. Durch unterschiedliche Füllgrößen (0,05 – 0,9 µm) lässt sich das Material sehr gut stopfen und modellieren. Dank exzellenter mechanischer Eigenschaften und optimaler Fluoreszenz werden dauerhafte ästhetische Restaurationen mit hervorragender Farbstabilität erzielt. Klebt nicht, hohe Kanten- und Abriebfestigkeit sowie eine sehr hohe Biege- und Bruchfestigkeit. Gesamtfüllstoff 80% Gew. 68% Vol.

Farbe	Spritze, 4 g	Farbe	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	200 120	A2	200 126
A3	200 121	A3	200 127
A3,5	200 122	je Pckg.	€ 52,90 € 44,90
C3	200 125		
je Pckg.	€ 29,50 € 26,50		
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 28,50 € 25,50		



ab **25,50**

M+W select PERMAPLAST LH HYBRID

Lichthärtendes röntgenopakes Feinpartikel-Hybridcomposite für Restaurationen der Klassen I – V in VITA-Farben. Gesamtgehalt an Füllstoffen: 83 Gew.-%, 75 Vol.-%.

Farbe	Schraubspritze, 3 g	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	000 171	100 130
A3	000 170	100 131
A3,5	000 174	100 132
B1	000 175	–
B3	000 172	–
C3	000 173	–
1 Pckg.	€ 22,60 € 20,90	€ 46,50 € 43,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 21,90 € 19,90	€ 45,50 € 42,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 20,90 € 18,90	€ 44,50 € 41,50

ab **18,90**

BIS ZU
-16%



Feinpartikel-Hybridcomposite mit hoher Festigkeit

M+W select PERMAPLAST LH NANO

Lichthärtendes, hochglanzpolierbares Universal-Composite mit einem ultrafeinen, röntgenopaken Keramikfüllstoff.

Farbe	Cavifils, 20 x 0,3 g
A2	100 121
A3	100 122
A3,5	100 123
1 Pckg.	€ 53,50 € 49,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 51,90 € 46,90

Farbe	Schraubspritze, 4 g
A2	100 115
A3	100 116
A3,5	100 117
B2	100 118
B3	100 119
C3	100 120
1 Pckg.	€ 28,90 € 25,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 27,90 € 24,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 26,90 € 23,90

ab **23,90**

BIS ZU
-17%



Hochglanzpolierbares Universal-Composite

M+W select PERMAPLAST LH FLOW

Fließfähiges Hybridcomposite. Lichthärtend, radiopak, Füllanteil 55 Gew.-%, 36 Vol.-%, in VITA-Farben erhältlich.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen
A1	100 105
A2	100 106
A3	100 107
B3	100 108
1 Pckg.	€ 21,50 € 19,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 20,50 € 18,90
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 19,50 € 17,90

ab **17,90**

BIS ZU
-17%



Mit hervorragender Fließeigenschaft

M+W select PERMAPLAST LH VISCOUS FLOW

Hochviskoses und fließfähiges Hybridcomposite mit nano-optimierten Füllern. Lichthärtend, hoch radiopak, Füllanteil: 77% Gewicht.

Farbe	Spritze, 2 g, 10 Applikationskanülen
A1	100 165
A2	100 166
A3	100 167
B3	100 168
1 Pckg.	€ 24,50 € 22,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 23,50 € 21,50
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 22,50 € 20,50

ab **20,50**



Hochviskos & fließfähig

M+W select PERMAPLAST LH BIO **NEU**

Lichthärtendes Microhybrid Komposite ohne BisGMA (BPA), ohne TEGDMA, ohne HEMA. Für Füllungen mit einer Schichtstärke bis zu 2 mm im Front- und Seitenzahnbereich. Lässt sich leicht und bequem verarbeiten. Perfekte Polierbarkeit. Ausgezeichnete Röntgenopazität. Hohe Biege- und Druckfestigkeit.

Indikation: Direkte Front- und Seitenzahnrestaurationen in Kavitäten der Klassen I – V, Inlays, Onlays, Veneers, erweiterte Fissurenversiegelung bei Molaren und Prämolaren, Kernaufbau, Schienung lockerer Zähne.

Spritze, 4 g A3
200 133 | 1 Pckg. | € 28,90
€ 24,50



Ohne BisGMA (BPA)
Ohne TEGDMA
Ohne HEMA

24,50

M+W select PERMABOND UNIVERSAL

Lichthärtendes Bondingmaterial für alle licht-härtenden Compositematerialien. Permabond Universal kann im Self Etch Verfahren oder im Selective Etch Verfahren angewendet werden. Hervorragende Haftwerte an Schmelz und Dentin, optimale Viskosität und Thixotropie für eine absolut homogene Adhäsiv-Schicht. Keine Kühl-schranklagerung erforderlich.

5 ml
000 186
1 Fl. | € 60,90
€ 51,70



Mit Self-Etch und Selectiv-Etch-Technik

51,70

M+W select PERMABOND

Lichthärtender Einkomponenten-Haftvermittler für die Total-Etch-Technik.

5 ml
000 185 | 1 Fl. | € 36,50
€ 33,50
ab 3 Fl. | je Fl. | € 35,50
€ 30,50



Mit Total-Etch-Technik

ab 30,50

M+W select PERMABOND SE

Selbstätzender, lichthärtender Ein-Komponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin.

5 ml
000 181 | 1 Fl. | € 55,90
€ 50,90
ab 3 Fl. | je Fl. | € 54,90
€ 47,50



Mit Self-Etch-Technik

ab 47,50

M+W select BIG-ETCH

50 ml Vorratsspritze,
10 Applikationsspritzen,
50 Applikationskanülen
100 100 | 1 Pckg. | € 61,50
€ 55,90
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 59,90
€ 50,90

50 ml Vorratsspritze,
1 Adapter
100 138 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 34,90

36%iges Phosphorsäure-Ätzel für die Schmelz- und Dentinätzung mit optimalem thixotropen Fließverhalten. Farbe: grün. Vorratsspritze 50 ml (62 g) zum Selbstabfüllen.

ab 34,90
BIS ZU -17%



M+W select APPLI-ETCH

9 x 1,4 ml Applikationsspritzen,
25 Applikationskanülen
100 101 | 1 Pckg. | € 34,90
€ 30,90
ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 32,90
€ 28,90

36%iges Phosphorsäure-Ätzel für die Schmelz- und Dentinätzung mit optimalem thixotropen Fließverhalten. Farbe: grün. Applikationsspritzen in der praktischen Vorratsbox.

ab 28,90
BIS ZU -17%



BIS ZU **-16%** ab **6,²⁰**



ÄTZGEL

2 ml Spritze, 3 Kanülen (biegbar)
000 178 | 1 Pckg. | **€ 7,40**
 € 6,80
 ab 3 Pckgn. | je Pckg. | **€ 7,10**
 € 6,50
 ab 5 Pckgn. | je Pckg. | **€ 6,80**
 € 6,20

36%iges Phosphorsäure-Ätzgel. Thixotrop, für die Schmelz- und Dentinätzung, Farbe: blau.

M+W select GLASFILL APLICAP NEU

M+W Select Glasfill Aplicap ist ein Glasionomer-Füllungszement aus transluzentem Aluminiumoxid-Silikatglas, das eine hervorragende Ästhetik bietet, ohne Kompromisse bei der Festigkeit einzugehen. Geeignet für Füllungen der Klasse III und V, nicht lastragende Füllungen der Klasse I und II, Milchzahnfüllungen, Stumpfaufbauten sowie Versiegelung von Grübchen und Fissuren. Röntgenopak.

Farbe	50 Stck.
A2	400 102
A3	400 103
je Pckg.	€ 104,50 € 94,00



94,-

M+W select APLICAP AKTIVATOR / APPLIER NEU

Für Aplicap Kapseln. Langlebig und beständig gegen jede Art von Material. Autoklavierbar. Mechanische Teile aus rostfreiem Stahl. Nicht für Maxicap geeignet.

Applicap-Aktivator
500 110 | 1 Stck. | **€ 51,90**
 € 46,50

Applicap-Applier
500 111 | 1 Stck. | **€ 51,90**
 € 46,50



46,⁵⁰

M+W select NORMALLOY KAPSELN

Kapselamalgam, n.g. 2. aus 70% Spänen und 30% Kugeln.
 Zusammensetzung:
 69,2% Silber, 18,6% Zinn, 11,9% Kupfer, 0,3% Zink.
 Dose mit 50 Kapseln.

Gr. 1 gelb/weiß: 400 mg Pu, 435 mg Hg 000 127 1 Pckg. € 51,90 € 46,90	Gr. 2 gelb/grau: 600 mg Pu, 653 mg Hg 000 128 1 Pckg. € 66,90 € 59,90
	Gr. 3 gelb/schwarz: 800 mg Pu, 865 mg Hg 000 129 1 Pckg. € 86,90 € 77,90



ab **46,⁹⁰**

M+W select PROVISO

Gebrauchsfertiger, selbsthärtender, provisorischer Füllungszement auf Zinkoxid-Kunststoff-Basis. Gute Thixotropie, die eine perfekte Anpassung an die Kavitätenwand ermöglicht. Rasche Aushärtung im Mund, eugenolfrei, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kaukräfte, mit Fluor.

Härte	Glas, 40 g
weiß (mittel)	100 160
rot (hart)	100 161
grau (weich)	100 162
je Pckg.	€ 10,80 € 9,20



9,²⁰ -15%

M+W select FLEXISTRIPS

Polier- und Finierstreifen aus extra flexiblem Polyester-Material. Einseitig belegt mit Aluminiumoxid-Partikeln. Ideal für das Konturieren und Polieren aller Restaurationsmaterialien. Länge je Streifen 15 cm.

Körnung	50 Streifen
grob (blau)/ medium (helllila)	100 885
fein (rosa)/ x-fein (weiß)	100 886
1 Pckg.	€ 7,95
	€ 7,20
ab 3 Pckgn. einer Ausführung, je Pckg.	€ 7,60
	€ 6,70

ab **6,70**



Einseitig mit Aluminiumoxid-Partikeln belegt

M+W select BIO UNIVERSAL TIPS

Biegbare BIO Mikro Applikatoren mit Weizenstroh, beflocht zum Applizieren von Flüssigkeit und Gelen. Länge ca. 10 cm. Umweltfreundlich verpackt in Karton.

Stärke	100 Stck.
regular	100 103
fine	100 104
je Pckg.	€ 6,50
	€ 6,00



6,-

1+1
BEIM KAUF VON 1 PCKG. M+W BIO UNIVERSAL TIPS FEIN ODER REGULAR IST 1 WEITERE PCKG. IM PREIS ENTHALTEN.

M+W select APPLIKATIONSKANÜLEN

20G, gebogen, schwarz, 11 mm lang, 100 Stck.

098 103	1 Pckg.	€ 28,80
		€ 26,50
ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 27,80
		€ 25,50
ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 26,80
		€ 24,50

gebogen, 45°, blau-transparent, 10 mm lang, Lumen Ø 0,7 mm, 25 Stck.

100 102	1 Pckg.	€ 10,80
		€ 9,90
ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 10,30
		€ 9,50
ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 9,95
		€ 9,20

gerade/transparent, 0,4 x 18 mm, 100 Stck.

000 189	1 Pckg.	€ 11,95
		€ 10,95
ab 3 Pckgn.	je Pckg.	€ 11,50
		€ 10,50
ab 5 Pckgn.	je Pckg.	€ 10,95
		€ 9,95

Einweg-Applikationskanülen für punktgenaues Applizieren. Für Luer- bzw. Luer Lock-Spritzen.



20G, gebogen

gebogen, 45°

gerade/transparent

BIS ZU **-17%** ab **9,20**

Für alle markt-üblichen Kapseln

16,10



M+W select COMPOSITE APPLIKATIONSPISTOLE

Dosierpistole für die Direktapplikation aller marktüblichen Composite-Kapseln (Cavifils, Compules, PLTs usw.). Autoklavierbar bis 121 °C.


400 110 | 1 Pckg. | € 18,90
€ 16,10

M+W select HOLZKEILE

NEU

Anatomisch geformte Holzkeile für die optimale Gestaltung der Füllung.

Größe / Farbe	100 Stck.
S / orange	500 115
M / weiß	500 116
L / blau	500 117
je Pckg.	€ 7,90
	€ 6,70



6,70 **-15%**



M&W select TOFFLEMIRE MATRIZENBÄNDER

Rostfrei, Packung mit 12 Stck.

Form	dünn, 0,05 mm	extradünn, 0,04 mm
101	859 115	859 119
102	859 116	859 120
103	859 117	859 121
113	859 118	859 122
1 Pckg.	€ 2,60 € 2,30	€ 2,60 € 2,30
ab 10 Pckgn. einer Form/Stärke, je Pckg.	€ 2,40 € 2,10	€ 2,40 € 2,10

ab **2,10**

BIS ZU
-19%



Rostfrei



M&W select POLYSTRIP

NEU

Breite	15 m im Spender
6 mm	100 196
8 mm	100 197
10 mm	100 198
je Rolle	€ 6,90 € 5,90

Transparentes Polyesterband in einer praktischen Kartonschachtel mit gezackter Klinge für lichttärtende Applikationen. 0,050 mm dick.



5,90

M&W select MATRIZENBAND

Breite	10 m im Spender
5 mm*	100 170
6 mm*	100 171
7 mm	100 172
je Rolle	€ 15,50 € 13,10

Für Bandmatrizenspanner.
Rostfrei, 0,03 mm stark.

13,10

-15%

* auch geeignet für SuperMat

0,03 mm stark



M&W select MATRIZENSPANNER TOFFLEMIRE

Rostfrei.

Universal 100 195	1 Stck.	€ 14,50 € 12,50
----------------------	---------	--------------------



12,50

M&W select MATRIZENZANGE

Matrizenhaltepinzette mit Hartmetallbeschichtung und Doppelfeder, hält und entfernt auch dünnste Matrizen sicher aus dem Approximalbereich. Sehr gute Qualität, made in Germany.

300 120	1 Stck.	€ 145,90 € 131,00
---------	---------	----------------------



131,-



UNIVERSAL TIPS

Biegbare Miniapplikatoren beflocht zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen. Länge ca. 10 cm. Verpackt in praktischer Runddose zur hygienischen Entnahme.

Farbe	100 Stck.
weiß (x-fine)	500 517
gelb (fine)	500 516
blau (regular)	500 515
je Pckg.	€ 5,90 € 5,00

-14% **5,-**

M+W select FLEXIBRUSH

Biegbare Pinsel zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive). 10,5 cm lang.

Farbe	100 Stck.
medium blau	005 120
medium gelb	005 121
x-fine türkis	005 122
je Pckg.	€ 7,90 € 7,10
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 7,40 € 6,90



ab **6,90**

M+W select PINSELEINSÄTZE / -HALTER

Pinselhalter, 3 Stck.
200 165 | 1 Pckg. | € 3,20

Pinseleinsätze, 50 Stck.:

rot
098 110 | 1 Pckg. | € 5,90
€ 5,30

weiß
098 111 | 1 Pckg. | € 5,90
€ 5,30

ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 5,60
€ 5,00



ab **5,-**

BIS ZU
-15%



M+W select MICROTIPS

Miniatür-Applikationsspitzen (beflockt), in super Qualität, mit MicroTip-Halter (Kunststoffgriff nicht sterilisierbar), für punktgenaues Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive).

Farbe	100 Stck.
rot	098 114
grün	098 115
gelb	098 116
blau	098 117
je Pckg.	€ 5,80 € 5,30
ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 5,50 € 4,90

Set:

4 x 100 MicroTIPS in den Farben rot, grün, gelb, blau und 2 MicroTip-Halter
098 118 | 1 Pckg. | € 24,90
 € 22,50

Halterset:

je 1 MicroTip-Halter in weiß und rot
098 119 | 1 Pckg. | € 2,90
 € 2,50

BIS ZU
-16% ab **4,90**

M+W select ALGICIT DIMENSION

Bewährtes staubfreies Alginat, bis zu 100 Stunden dimensionsstabil, mit Pfefferminzgeschmack. Ab Herstellungsdatum 5 Jahre haltbar.

Algicit Dimension:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.
 Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
 Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
 Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: blau

Algicit Dimension quick:

Abbindeart: schnellabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.
 Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 30 Sek.
 Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
 Abbindezeit gesamt: 2 Min., Farbe: blau.

Algicit Dimension color:

Abbindeart: normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.
 Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
 Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
 Abbindezeit gesamt: 2 Min. 15 Sek., Farbe: lila über rosa zu weiß

Algicit Dimension Ortho:

Alginat auf die Bedürfnisse der KFO-Behandlung abgestimmt
 Abbindeart: schnellhärtend, Anmischzeit: 45 Sek.
 Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.
 Abbindezeit im Mund: ca. 30 Sek.
 Mit Farbumschlagindikator von lila über rosa zu grün

Bulkpackung, 20 Beutel à 500 g:

Algicit Dimension
400 270 | 1 Pckg. | € 179,00
 € 158,00

Algicit Dimension quick
400 274 | 1 Pckg. | € 179,00
 € 158,00

Algicit Dimension color
400 276 | 1 Pckg. | € 179,00
 € 158,00

ab 2 Pckgn. einer Variante | je Pckg. | € 169,00
 € 149,00

Algicit Dimension Ortho
400 280 | 1 Pckg. | € 154,00
 € 138,00

Beutel, 500 g:

Algicit Dimension
400 271 | 1 Pckg. | € 10,90
 € 9,30

Algicit Dimension quick
400 275 | 1 Pckg. | € 10,90
 € 9,30

Algicit Dimension color
400 277 | 1 Pckg. | € 10,90
 € 9,30

Algicit Dimension Ortho
400 281 | 1 Pckg. | € 8,90
 € 7,60

ab **7,60**

BIS ZU
-17%



M+W select ALGICIT ADHÄSIV

Haftvermittler für Alginat.

15 ml
200 281 | 1 Fl. | € 8,70
 € 7,50

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Garantie

Sie erhalten stets frische Ware. Die in diesem Katalog gelisteten Artikel sind zu 99% lieferbar. Auslaufprodukte jedoch nur solange der Vorrat reicht.

Preise

Alle angegebenen Preise verstehen sich in € netto, zuzüglich der jeweils landesgültigen MwSt. und sind gültig bis zum 28.06.2024.

Rabatt

Informationen zu unserem Rabatt-System erhalten Sie unter der Telefonnummer: 0 60 42 / 88 00 88

Frachtkosten

Frei Haus-Lieferungen bei Bestellungen ab einem Nettowarenwert von € 150,- innerhalb Deutschlands und Österreichs. Unter einem Nettowarenwert von € 150,- berechnen wir die Versandkosten nach tatsächlichem Aufwand.

Lieferung

Der Versand erfolgt schnellstmöglich per privatem Zustelldienst direkt ab M+W Dental in Büdingen. Lieferungen, auch frei Haus, auf Gefahr des Bestellers. Eventuelle Transportschäden oder Fehllieferungen bitte sofort telefonisch mitteilen.



Mindestbestellwert

Für Ihre Bestellung bei M+W gibt es keinen Mindestbestellwert. Für Kleinbestellungen mit einem Nettobestellwert unter € 40,- (ohne Versandkosten) berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 4,90.

Zahlung

Die Rechnung liegt Ihrer Lieferung bei und ist innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von M+W Dental.

Rückgaberecht

Sie haben innerhalb von 14 Tagen ein Rückgaberecht bei originalverpackter Ware. Das Rückgaberecht gilt jedoch nicht für

Medikamente und Sonderbestellungen. Bitte beachten: Ware transportsicher verpacken, Retourenschein belegen und ausreichend frankiert zurücksenden.

Erfüllungsort

Erfüllungs- und Gerichtsort ist Büdingen.

Sonstiges

© M+W Dental, Büdingen. Nachdruck aus diesem Katalog, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung nicht gestattet. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Wir sind bemüht, immer aktuelle Fotos im Katalog abzubilden, die Abbildungen sind jedoch nicht verbindlich.



BEFESTIGUNGSZEMENT TEMP NE

Eugenolfreier, selbsthärtender Zement, enthält Calciumhydroxid und Hydroxylapatit. Zur provisorischen Befestigung von Kronen und Brücken. Eine dünne Schicht reicht aus, das Material ermöglicht ausgehärtet eine sichere Befestigung des Provisoriums, zugleich bleibt es elastisch und lässt sich leicht entfernen.

25 g Basis-Paste,
25 g Katalysator-Paste
200 145 | 1 Pckg. | € 15,95
€ 13,95
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 15,45
€ 13,45



ab **13,45**

BIS ZU
-16%



PONTIFORM AUTOMIX 10:1

Provisorisches K+B Material, methylmethacrylatfrei, zur Fertigung von Kurz- und Langzeit-Provisorien. Hohe Endhärte und Elastizität sowie sehr gute Biege- und Abrasionsfestigkeitswerte, geringer Polymerisationschumpfung, eine hohe Farbstabilität und Fluoreszenz sowie eine hervorragende Passgenauigkeit zeichnen das Produkt aus. Durch das 10:1 Mischungsverhältnis wird die Schmier-schicht stark verringert und das Provisorium ist optimal polierbar.

Farbe	50 ml Kartusche, 15 Mischkanülen blau
A2	100 180
A3	100 181
B1	100 182
1 Pckg.	€ 73,90 € 68,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 72,50 € 66,50

ab **66,50**



PONTIFORM AUTOMIX 2

Provisorisches K+B Material mit Fluor im 4:1 Sicherheits-Kartuschen-system. Automatisches Anmischen während der Direktapplikation.

Vorteile:

- 2-Komponenten-Material auf BIS-Acryl-Basis, methylmethacrylatfrei
- Gute Gewebeverträglichkeit
- Ausgezeichnete Biege- und Abrasionswerte, daher auch für Langzeitprovisorien geeignet
- Kurze Verarbeitungszeit und niedrige Abbinde-temperatur (ca. 38 °C)
- Rasche Abbindezeit bei sehr geringer Polymerisationschumpfung
- Optimale Polierbarkeit, hohe Farb-stabilität
- Gute Reparaturfähigkeit
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis



PONTIFORM DIRECT MIX

5 ml Spritze A2, 5 Mischkanülen
000 290 | 1 Pckg. | € 32,90
€ 29,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 31,90
€ 27,90

BIS ZU
-15%

ab **27,90**

50 ml Kartusche,
15 Mischkanülen blau:

A2 universal

000 216 | 1 Pckg. | € 69,50
€ 63,90

A3 universal

000 214 | 1 Pckg. | € 69,50
€ 63,90

ab 2 Pckgn.
einer Farbe

| je Pckg. | € 68,50
€ 62,90

ab 5 Pckgn.
einer Farbe

| je Pckg. | € 67,50
€ 60,90

Mischkanülen, 50 Stck.:

4:1/10:1, blau

000 289 | 1 Pckg. | € 38,50
€ 34,50

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 37,50
€ 32,90



BEFESTIGUNGSZEMENT PERMA

Dual-härtender Befestigungszement auf Composite Basis. Hoch röntgenopak, fluorisierend und abrasionsresistent. Für die permanente Befestigung von Wurzelstiften, Inlays, Onlays, Veneers, Keramik- und Compositekronen und Brücken, sowie als Stumpf-aufbau verwendbar. Bio-kompatibel, frei von BisGMA und TEGDMA.

8 g Automixspritze, 5 Mischkanülen:

A2
074 919 | 1 Pckg. | € 69,50
€ 59,90

Semi-transparent

074 921 | 1 Pckg. | € 69,50
€ 59,90

Mischkanülen, 10 Stck.

074 922 | 1 Pckg. | € 6,95
€ 6,20

-15% **59,90**



M+W select SIOPLAST BS

SIOPLAST BS

Schnellabbindendes Bissregistrierungs-
material mit hoher Endhärte.



2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün

153 229 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 34,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 37,90
€ 33,50

SIOPLAST BS X-HART

Schnellabbindendes Bissregistrierungs-
material mit extrem hoher Endhärte.



2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün

153 230 | 1 Pckg. | € 42,60
€ 37,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 40,90
€ 35,90

SIOPLAST BS SCAN

Schnellabbindendes Biss-
registrierungsmaterial / scanbar.



2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün

153 235 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 35,50

SIOPLAST BS KRISTALL

Schwerfließendes, transparentes Bissregistrat auf
Polyvinylsiloxanbasis, additionsvernetzend. Auch
geeignet als Kauflächenstempel bei lichterhärtenden
Compositorestaurationen, als Hilfsmittel zur
Herstellung provisorischer Veneers sowie als
Transfermatrix zur Befestigung von Brackets.
Schwer fließend, Shore A 70.

2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen grün

153 236 | 1 Pckg. | € 41,50
€ 35,50



BIS ZU
-16% ab **33,50**

M+W select SIOPLAST C

Sehr preiswertes, kondensationsvernetzendes Präzisionsabformmaterial für die Korrekturabform-
technik in Premium-Qualität, sehr zeichnungsscharf. Darüber hinaus kann das Putty- (Shore A 70)
und Putty Soft-Material (Shore A 60) für die funktionelle Randgestaltung und für Situations-
abformungen eingesetzt werden. Das mittelfließende und dünnfließende Korrekturmateri-
al kann zusätzlich für die Funktionsabformung und Unterfütterungsabformung verwendet werden.
Das extra-dünne Korrekturmateri- al eignet sich auch für die Unterfütterungsabformung.



Dose, 900 ml:

putty Waldbeere

153 207 | 1 Dose | € 29,90
€ 25,50

putty soft Waldbeere

153 208 | 1 Dose | € 29,90
€ 25,50

ab 4 Dosen
einer Variante | je Dose | € 28,90
€ 24,50

Eimer, 10 kg:

putty Waldbeere

153 209 | 1 Eimer | € 113,90
€ 101,90

Tube, 150 ml:

mittel Mint

153 210 | 1 Tube | € 14,90
€ 13,10

dünn Mint

153 211 | 1 Tube | € 14,90
€ 13,10

extra-dünn Mint

153 212 | 1 Tube | € 14,90
€ 13,10

ab 4 Tuben
einer Variante | je Tube | € 13,90
€ 12,50

Sioplast C Pastenhärter DBTL-frei,
60 ml

153 223 | 1 Tube | € 14,20
€ 12,50

ab 3 Tuben | je Tube | € 13,90
€ 11,90



8,10

M+W select SIOPLAST SILIKON-ADHÄSIV

Haftvermittler für A- und C-Silikone.

10 ml
200 280 | 1 Fl. | € 9,50
€ 8,10

BIS ZU
-18% ab **11,90**

M+W select SIOPLAST A/AS

Elastomeres Präzisionsabformmaterial
auf Polyvinylsiloxanbasis, additions-
vernetzend (A-Silikon), in sehr hoher
Qualität zum günstigen Preis!

Sioplast A/A 380 putty -

knetbares Vorabformmaterial,
Orangengeschmack, lieferbar in
Dosen und in der Vollkartusche
für 5:1 Mischgeräte.

Sioplast AS light -
dünnfließend für die Korrektur-
abformung, Doppelmisch-/
Sandwichttechnik, Minzgeschmack,
im Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast AS medium -
mittelfließend für Korrektur- und
Fixationsabformung, Minzgeschmack,
im Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast AS/A 380 mono -
mittelfließend für die Einphasen-
abformung, Minzgeschmack,
lieferbar in der Vollkartusche
für 5:1 Mischgeräte und im
Sicherheitskartuschensystem.

Sioplast A

(je 450 ml Basis- und Härterpaste,
2 Messlöffel):

putty

153 220 | 1 Pckg. | € 65,90
€ 59,90

putty soft

153 221 | 1 Pckg. | € 65,90
€ 59,90

ab 3 Pckgn.
einer Variante | je Pckg. | € 63,90
€ 55,90

Sioplast A 380

(2 x 380 ml Kartusche, 1 Fixierring):

putty

237 240 | 1 Pckg. | € 129,90
€ 117,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 126,90
€ 109,90

mono

153 281 | 1 Pckg. | € 145,90
€ 132,90

ab 2 Pckgn. | je Pckg. | € 139,90
€ 123,90

Sioplast AS

(2 x 50 ml Kartuschen,
12 Mischkanülen):

light regular (normalhärtend),

12 Mischkanülen gelb
153 225 | 1 Pckg. | € 32,90
€ 29,90

light fast (schnellhärtend),

12 Mischkanülen gelb
153 226 | 1 Pckg. | € 32,90
€ 29,90

medium,
12 Mischkanülen grün
153 227 | 1 Pckg. | € 32,90
€ 29,90

ab 3 Pckgn.
einer Variante | je Pckg. | € 31,90
€ 28,10

Sioplast AS mono

6 Mischkanülen grün

153 280 | 1 Pckg. | € 42,60
€ 38,80

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 40,90
€ 36,10

Dynamische Mixing-Tips, 40 Stck.

237 241 | 1 Pckg. | € 49,90
€ 44,90

Fixierring für Mixing-Tips, 2 Stck.

237 242 | 1 Pckg. | € 10,50
€ 9,45

Mischpistole 1:1/1:2

237 222 | 1 Pckg. | € 44,90
€ 38,10



ab **28,10**

M+W select ANMISCHBECHER CLEAR NEU

Flexible Silikonbecher zum Anrühren von Alginaten, Gipsen und Einbettmassen.

grün, 105 x 67 mm
193 907 | 1 Stck. | € 3,10
€ 2,60

orange, 85 x 52 mm
193 908 | 1 Stck. | € 2,80
€ 2,30

BIS ZU -18%

ab **2,30**

M+W select GIPS-ANRÜHRBECHER

Selbstreinigende, flexible Silikonbecher zum Anrühren von Gipsen und Einbettmassen, Farbe: dunkelgrün.

Gr. 1, mittel, 12 cm Ø, 9 cm hoch
022 971 | 1 Stck. | € 3,95
€ 3,50
ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,50
€ 3,30

Gr. 2, groß, 13 cm Ø, 11 cm hoch
022 972 | 1 Stck. | € 4,40
€ 3,90
ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,95
€ 3,70

BIS ZU -16%

ab **3,30**

M+W select DISPENSER

Dispenser für Sicherheitskartuschen-System.
Bitte entsprechende Mischungsverhältnisse beachten.

38,10

Mischpistole:
4:1/10:1
100 183 | 1 Pckg. | € 44,90
€ 38,10

Schieber 4:1
000 219 | 1 Pckg. | € 9,90
€ 8,40

M+W select SCHAUMSTOFF-PELLETS

Als Medikamententräger.

Größe 1, Ø ca. 4 mm, 3.000 Stck.
000 521 | 1 Pckg. | € 16,50
€ 14,00

Größe 2, Ø ca. 5 mm, 1.000 Stck.
000 522 | 1 Pckg. | € 13,50
€ 11,50

Größe 3, Ø ca. 8 mm, 500 Stck.
000 523 | 1 Pckg. | € 12,90
€ 11,00

keilförmig, 8 x 6 mm, 500 Stck.
000 542 | 1 Pckg. | € 12,90
€ 11,00



BIS ZU
-20%

ab **5,¹⁰**

M+W select KÄLTESPRAY

Minzaroma, FCKW-frei, Butan/
Propan-Gemisch (brennbar)
Austrittstemperatur -50 °C.



Dose, 200 ml

000 093 | 1 Dose | € 6,40

€ 5,80

ab 12 Dosen | je Dose | € 6,10

€ 5,50

ab 24 Dosen | je Dose | € 5,90

€ 5,10

M+W select RETRAKTIONSFÄDEN

Ungetränkter, gestrickter Retraktionsfaden aus 100% Baumwolle. Spaltet sich beim Einbringen in den Sulcus nicht auf und frant nicht aus. Durch die besondere Strickung, winzige Schlaufen die eine ineinandergreifende Kette ergeben, gewährleisten die Retraktionsfäden eine hervorragende Gewebeverdrängung und eine große Aufnahme an Hemostatika. Fadenlänge: 275 cm, in einer Plastikdose mit integriertem Cutter im Deckel.

Größe	275 cm
000	300 270
00	300 271
0	300 272
1	300 273
2	300 274
1 Pckg.	€ 10,50 € 8,95



Fadenleger:
rostfrei, Griffdurchmesser 8 mm
500 205
1 Stck. | € 10,90
€ 9,30

8,⁹⁵

M+W select RIM-LOCK

PERFORIERT
Aus Edelstahl (18/8) mit angeschweißtem Griff, Rand- und Innenbördelung (geschweißt), für alle Sterilisationsarten geeignet.

Satz mit 8 Löffeln:
je 1 Löffel in allen Größen OK und UK
022 650 | 1 Satz | € 69,90
€ 59,50

Form	PERFORIERT
OK S klein, PS 3	022 651
OK M mittel, PS 4	022 652
OK L groß, PS 5	022 653
OK XL extra groß, PS 6	022 654
UK S klein, PI 3	022 655
UK M mittel, PI 4	022 656
UK L groß, PI 5	022 657
UK XL extra groß, PI 6	022 658
partiell links, mittel*	022 680
partiell rechts, mittel**	022 681
je Stck.	€ 9,95 € 8,45

* (für Quadrant I und III)
** (für Quadrant II und IV)

GLATT
Aus rostfreiem Edelstahl (18/8), mit Rand und Innenbördelung (geschweißt). Nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

Satz mit 10 Löffeln:
je 1 Löffel in allen Größen OK und UK
098 650 | 1 Satz | € 87,90
€ 75,10

Form	GLATT
OK XS extra klein, BS 1	098 651
OK S klein, BS 2	098 652
OK M mittel, BS 2A	098 653
OK L groß, BS 3	098 654
OK XL extra groß, BS 5	098 655
UK XS extra klein, BI 1	098 656
UK S klein, BI 2	098 657
UK M mittel, BI 2A	098 658
UK L groß, BI 3	098 659
UK XL extra groß, BI 5	098 660
partiell links, mittel*	098 661
partiell rechts, mittel**	098 662
je Stck.	€ 9,95 € 8,45

-15%

ab **8,⁴⁵**

PERFORIERT



GLATT



M+W select MISCHKANÜLEN

Farbe	Mischkanüle 50 Stck.	Mischkanüle NT 50 Stck.
1:1/2:1 gelb	000 287 (1.)	400 285 (7.)
1:1/2:1 grün	000 288 (2.)	400 287 (8.)
1:1/2:1 rosa	000 280 (3.)	400 286 (9.)
1:1/2:1 blau	000 282 (4.)	400 288 (10.)
1:1/2:1 weiß	000 283 (5.)	–
4:1/10:1 blau	000 289 (6.)	–
je Pckg.	€ 38,50 € 34,50	€ 38,50 € 34,50
ab 2 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 37,50 € 32,90	€ 37,50 € 32,90

Geeignet für die Mixpac Kartuschen im S-System 1:1/2:1 bzw. 4:1/10:1 zum Anmischen von Abform-, Bissregistrierungs-, provisorische Kronen & Brücken-, Zementierungs-, Befestigungs- und Stumpfaufbau Materialien.

Die verkürzte Mischkanüle NT ermöglicht einen bis zu 40% geringeren Materialverwurf gegenüber der Standard Mischkanüle.

ab **32,90**



BIS ZU 40% WENIGER
MATERIALVERWURF!



M+W select INTRAORAL-TIPS

Gelb für Mischkanülen mit gelbfarbigem Verschluss. Transparent für Mischkanülen mit grün-, weiß- und rosa-farbigem Verschluss.

100 Stck.:

gelb
500 201 | 1 Pckg. | € 24,95
€ 21,95

transparent
000 285 | 1 Pckg. | € 24,95
€ 21,95

ab 2 Pckgn.
einer Farbe | je Pckg. | € 23,95
€ 20,95



BIS ZU
-16%

ab **20,95**

M+W select OCCLUSIONSSPRAY PLUS

Punktgenaue Dosierbarkeit durch Metall-Präzisionsprühröhr und Spezialventil. Der Pigmentfilm lässt sich schichtweise aufbauen und zeichnet ab 7 – 10 µm. Sehr feinkörnig. Lässt sich leicht wieder mit Wasser entfernen. Ein Occlusionsspray der Extraklasse mit ozonunschädlichem Treibgas. Farbe grün.

75 ml Dose + Metallprühröhr

000 951 | 1 Dose | € 13,50
€ 12,50

ab 5 Dosen | je Dose | € 12,50
€ 11,90



ab **11,90**

M+W select OCCLUSIONSSPRAY

FCRW-frei, mit ozonunschädlichem Treibmittel. Besonders feiner, farb-starker Film. Wachs frei, ohne Lösungsmittel. Auch trockene Modelle werden wieder sauber. Toxikologisch absolut unbedenklich. Ausreichend für ca. 600 Applikationen.

Farbe 75 ml

grün 000 990

rot 000 991

je Dose € 9,60
€ 8,90

ab 10 Dosen einer
Farbe, je Dose € 8,99
€ 7,90



BIS ZU
-18%

ab **7,90**

VERBESSERTE REZEPTUR



M+W select ARTIKULATIONS-PAPIER 40µm

Für die Routine-Kontrolle und Feinprüfung der Occlusion, 22 x 110 mm.

10 Heftchenpackungen à 12 Streifen:
blau

300 902 | 1 Pckg. | € 8,90
€ 7,90

rot
300 903 | 1 Pckg. | € 8,90
€ 7,90

ab 3 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 8,60
€ 7,60

ab 7,60

BIS ZU -11%



M+W select ARTIKULATIONS-PAPIER 200µm

Für die grobe occlusale Prüfung beim Einpassen von Kronen, Brücken und Prothesen. Einfache Entnahme der Streifen dank der praktischen Spenderbox.

Spenderbox mit 300 Blatt:

blau
300 900 | 1 Pckg. | € 13,60
€ 12,50

rot
300 901 | 1 Pckg. | € 13,60
€ 12,50

ab 5 Pckgn. einer Farbe | je Pckg. | € 13,30
€ 11,80

ab 11,80

BIS ZU -11%

M+W select ARTIKULATIONS-PAPIERHALTER

Sehr hochwertig verarbeiteter Artikulationspapierhalter aus rostfreiem Edelstahl. Durch die spezielle Fräsung wird auch die dünnste Artikulationsfolie durchgängig festgehalten, kein Wegrutschen der Folie mehr.

Artikulationspapierhalter

000 900 | 1 Stck. | € 11,90
€ 10,70



10,70

M+W select KERAMIK-ÄTZGEL

5%ige Fluorwasserstoffsäure zum Ätzen von Keramikrestaurationen. Die Haftung zwischen Keramikoberfläche und Befestigungscompositen wird durch die Herstellung eines retentiven Ätzmusters erhöht. Eine optimale Gel-Konsistenz ermöglicht eine leichte und präzise Applikation.

6 ml

000 989 | 1 Fl. | € 38,50

€ 35,50

ab 3 Fl. | je Fl. | € 37,50

€ 34,50



ab 34,50

M+W select ORANGE CLEANER

Reinigungsmittel auf Basis von Orangenöl zum Entfernen von Abdruckpasten, Silikonem, Zinkoxid etc. von Flächen und Instrumentarium.

Kunststoffflasche, 250 ml

000 250 | 1 Fl. | € 8,90

€ 8,00

ab 3 Fl. | je Fl. | € 8,60

€ 7,60



BIS ZU -15%

ab 7,60

M+W select SILANISIERUNGSLIQUID

M+W Silanisierungsliquid ist ein Oberflächenbehandlungsmittel, das eine beständige chemische Bindung zwischen Metall-Composite, Keramik-Composite und Composite-Composite nach vorheriger Silikatisierung gestattet. Zur Silikatisierung der Oberflächen können gängige Verfahren wie Rocatec von 3M angewandt werden. Das enthaltene Silan ermöglicht eine dauerhafte und randspaltenfreie Verbindung zwischen den genannten Oberflächen.

8 ml

000 910 | 1 Fl. | € 46,90

€ 42,20



42,20

M+W select HÄNDEDESINFEKTION

2-Propanol 70 % (V/V), Bakterizid (inkl. TbB), fungizid, Zul.-Nr. 15999/98/99.
Anwendungsbereich: Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion sowie für Kühlumschläge.
Art der Anwendung: Zum Auftragen auf die Haut. Parfüm- und farbstofffrei.
Gegenanzeigen: M+W Händedesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden anzuwenden.
Hinweis: M+W Händedesinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Gut verschlossen aufbewahren, alkohohaltig, entzündlich, vor Anwendung elektrischer Geräte gut trocknen lassen, Flammpunkt 24 °C.
Einwirkzeiten: Bakterien und Pilze (Candida albicans): Hygienische Händedesinfektion nach VAH und EN 1500:
 Konz.: 30 sec. Chirurgische Händedesinfektion nach VAH und EN12791:
 Konz.: 5 min. TbB (Tuberkulose) nach EN 14348
 (hohe Belastung); Konz.: 30 sec. Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV):
 Konz.: 15 sec. Noro-Viren gem. EN 14476; Konz.: 30 sec.

Spenderflasche, 500 ml
000 764 | 1 Fl. | € 6,40
 € 5,40

Spenderflasche, 1 l
000 766 | 1 Fl. | € 9,70
 € 8,20

Kanister, 5 l
000 767 | 1 Kan. | € 45,90
 € 38,80



ab **5,40**

M+W select WASCHLOTION SOFT

Medizinische Handwaschseife mit Vitaminen und hautfreundlichem pH-Wert. Kein Austrocknen der Hände auch bei häufigem Händewaschen durch rückfettende Wirksubstanzen. Vitamine verleihen der Haut zusätzlich Spannkraft und Pflege. Dermatologisch getestet, angenehm frischer Duft.

Spenderflasche, 500 ml
200 745 | 1 Fl. | € 4,40
 € 3,75

Spenderflasche, 1 l
200 746 | 1 Fl. | € 6,95
 € 5,90

Kanister, 5 l
200 748 | 1 Kan. | € 26,90
 € 22,80



ab **3,75**

M+W select SPRÜHDESINFEKTION PLUS

Aldehydfreie Sprüh- und Wischdesinfektion zur Reinigung und Desinfektion von Flächen und medizinischen Gegenständen. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (z. B. Acrylglas, Polster) anwenden. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet.

Sprühflasche, 1 l, ohne Sprühkopf:
 Plus
200 727 | 1 Fl. | € 11,50
 € 9,80

Plus lemon
200 729 | 1 Fl. | € 11,50
 € 9,80

Kanister, 10 l:
 Plus
200 728 | 1 Kan. | € 68,30
 € 57,90

Plus lemon
200 730 | 1 Kan. | € 68,30
 € 57,90

Plus apple
200 732 | 1 Kan. | € 68,30
 € 57,90



ab **9,80**

M+W select SPRÜHDESINFEKTION ALKOHOLFREI

Aldehyd- und alkoholfreie Sprühdesinfektion, gebrauchsfertig. Zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Hand- und Winkelstücke und allen Flächen im medizinischen Bereich, die empfindlich auf Alkohol reagieren, wie z. B. Acrylglas und Kunstlederoberflächen. Wirksam gegen HBV, HCV, HIV, Inaktivierung von Rotaviren, bakterizide Wirkung und fungizide Wirkung in 1 Minute. Angenehm leichter Limonenduft. Die 750 ml Sprayflasche ist mit einem Duo Spraykopf ausgestattet. Sie können wie gewohnt spraysen, aber auch umstellen auf die Schaumprühfunktion. Bei dieser Funktion entsteht kein Spraynebel und der Schaum haftet besser auf vertikalen Flächen. VAH gelistet.

750 ml Flasche, mit Schaumprühkopf
000 710 | 1 Fl. | € 13,50
 € 11,50

Kanister, 10 l
000 711 | 1 Kan. | € 74,50
 € 63,30



-15%
 ab **11,50**

M+W select MAXI WIPES

Ungetränkte, weiche Tücher (20 x 30 cm) für die Reinigung von großen Flächen. Die Tücher sind aus einer Mischung von Polyester und Vlies. Die Strukturierung sorgt für eine gleichmäßige Flüssigkeitsaufnahme und Abgabe. Sehr reißfest und fusselfrei. Zur Tränkung empfehlen wir 1 – 1,5 l M+W Sprühdesinfektion.

150 Blatt
100 763 | 1 Rolle | € 15,90
 € 13,90

ab 6 Rollen | je Rolle | € 14,90
 € 12,90

Quattro Eimer
 mit Depotdeckel zur Aufbewahrung von getränkten Großformattüchern
100 751 | 1 Pckg. | € 8,50



ab **12,90**

BIS ZU -19%



WET WIPES FLOWPACK

Gebrauchsfertige, alkoholreduzierte Desinfektionstücher (25 x 25 cm) für die Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und wischbaren Flächen. Hervorragende Materialverträglichkeit. Im praktischen Flowpack zum wieder verschließen. Breites Wirkungsspektrum und schnelle Wirksamkeit. Neutraler Duft.

Flowpack, 80 Tücher

100 717 | 1 Pckg. | € 10,50

Gropa, 6 x 80 Tücher

100 718 | 1 Pckg. | € 46,50
€ 37,20

Hinweis: Biozidprodukte sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und
Produktinformationen lesen.

-20%

80 Tücher
ab **6,20**



ab **4,-**

BIS ZU
-17%



DESINFEKTIONSTÜCHER PLUS

Mit alkoholhaltiger Lösung vorgetränkte Tücher (12 x 20 cm) zur Desinfektion und Reinigung von kleinen Flächen und medizinischen Gegenständen. Angenehme, fusselfreie Tuchqualität. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet, aldehydfrei. Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen (Acrylglas, Polyester) anwenden.

Dose mit 100 Tüchern:

Plus
200 735 | 1 Dose | € 5,70
€ 5,10

Refill mit 100 Tüchern:

Plus
200 736 | 1 Pckg. | € 4,80
€ 4,40

Plus lemon
200 738 | 1 Pckg. | € 4,80
€ 4,40

Plus apple
200 740 | 1 Pckg. | € 4,80
€ 4,40

ab 12 Pckgn.
einer Sorte | je Pckg. | € 4,40
€ 4,00



WET WIPES MAXI

Alkoholhaltige, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher (20 x 30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen in angenehm frischen Duft. Die Tücher sind aus einem wertigen, fusselfreien Vliesmaterial. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

2 Rollen à 150 Blatt (20 x 30 cm):

AF
100 766 | 1 Pckg. | € 42,90
€ 36,50

Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung
von getränkten Großformattüchern
100 751 | 1 Pckg. | € 8,50

36,50



WET WIPES SOFT

Alkoholhaltige, aldehydfreie, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

2 Rollen à 90 Blatt (28 x 30 cm):

AF
100 755 | 1 Pckg. | € 42,90
€ 36,50

lemon (Limonenduft)
100 756 | 1 Pckg. | € 42,90
€ 36,50

green apple (Apfelduft)
100 757 | 1 Pckg. | € 42,90
€ 36,50

Quattro Eimer

mit Depotdeckel zur Aufbewahrung
von getränkten Großformattüchern
100 751 | 1 Pckg. | € 8,50



36,50



WET WIPES SOFT ALKOHOLFREI

Alkoholfreie, begrenzt viruzide, gebrauchsfertige Tücher (28 x 30 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen. Die Tücher sind angenehm weich aus einem Polyester/Viskose Mischmaterial und 100% fusselfrei. Mit frischem Duft. Die Tränkflüssigkeit verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), vollviruzid, wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren. VAH-gelistet.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch
stets Etikett und Produktinformation lesen.

2 Rollen à 75 Blatt

100 758 | 1 Pckg. | € 42,90
€ 36,50

Quattro Eimer
mit Depotdeckel zur Aufbewahrung
von getränkten Großformattüchern
100 751 | 1 Pckg. | € 8,50

36,50





ab **34,50**

BIS ZU
-16%



M+W select ULTRASUC SUPER

Aldehyd-, phenol- und chlorfreies Desinfektions- und Reinigungskonzentrat für dentale Absauganlagen aller Art auf der Basis von Quartären Ammoniumverbindungen (QAVs). Für Anlagen mit und ohne Amalgamscheider. Schaumarm und desodorierend. Entspricht den gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit nach TRGS 525/540. Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. Tbc), fungizid, begrenzt viruzid (HBV, HCV, HIV), Einwirkzeit nach VAH/DGHM 2% – 5 Min. Farbe: klar.

5 l
000 787 | 1 Kan. | **€ 41,00**
| **€ 36,90**
ab 3 Kan. | je Kan. | **€ 39,90**
| **€ 34,50**



ab **22,60**



M+W select ULTRASUC SUPER CLEANER

Hochwirksames Zusatzreinigungskonzentrat zur gründlichen Reinigung von Absauganlagen und Amalgamscheidern. Löst hartnäckige Ablagerungen, Verkürstungen, Verschmutzungen durch Eiweiß usw. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung von Pulverstrahlgeräten, bei der Reinigung von Abflusssystemen, bei problematischem Leitungswasser oder Abwasserleitungen mit ungünstigem Gefälle. Wöchentliche Anwendung 5 – 10%, Einwirkzeit ca. 0,5 – 2 Stunden.

2,5 l
100 716 | 1 Fl. | **€ 26,60**
| **€ 24,60**
ab 4 Fl. | je Fl. | **€ 25,60**
| **€ 22,60**



26,90



M+W select SEPTOPRINT KONZENTRAT

Konzentrat für die Desinfektion von allen gängigen Abformmaterialien wie A-/C-Silikone, Hydrocolloide, Alginate, Polyether sowie Zahnersatz. Besonders ergiebig, mit 1 l Konzentrat können 50 l Desinfektionslösung angesetzt werden. Dabei wirkt Septoprint Konzentrat bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV) bei einer Einwirkzeit von 15 Minuten – 2%. Abformung vor dem Ausgießen mit klarem Wasser abspülen. Farbe grün, mit angenehmem Blumenduft.

Dosierflasche, 1 l
100 725 | 1 Fl. | **€ 31,90**
| **€ 26,90**



ab **44,50**



M+W select SEPTOPRINT PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion aller zahnärztlichen Abformmaterialien. Sehr gute Materialverträglichkeit und sehr breites Wirkungsspektrum bei einer Einwirkzeit von nur 1 Minute, VAH-gelistet.

5 l
200 725 | 1 Kan. | **€ 52,50**
| **€ 47,90**
ab 2 Kan. | je Kan. | **€ 50,90**
| **€ 44,50**

Dosierpumpe für 2 l, 5 l und 10 l, per Hub 20 ml
(Schlauch kann entsprechend zugeschnitten werden)
000 770 | 1 Stck. | **€ 9,70**



ab **12,50**



M+W select BOHRERBAD PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von zahnärztlichen, rotierenden Instrumenten. Nicht geeignet für Carborundsteine, Polierer, Kunststoff- und Aluminiumteile. Sehr breites Wirkungsspektrum bei kurzer Einwirkzeit von 5 Min., VAH-gelistet.

2 l
200 720 | 1 Fl. | **€ 14,90**
| **€ 13,50**
ab 2 Fl. | je Fl. | **€ 13,90**
| **€ 12,50**

5 l
200 722 | 1 Kan. | **€ 32,50**
| **€ 27,60**

10 l
200 721 | 1 Kan. | **€ 59,90**
| **€ 50,90**



ab **30,10**



M+W select INSTRUMENTENBAD PLUS

Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von dentalmedizinischen Handinstrumenten und rotierenden Instrumenten. Sehr gute Materialverträglichkeit. Mit Korrosionsschutz. Sehr breites Wirkungsspektrum mit kurzer Einwirkzeit (1,5% 15 Min., 1% 60 Min.), VAH gelistet. Auch für die Anwendung im Ultraschall geeignet, angenehmer Geruch.

2 l
200 723 | 1 Fl. | **€ 35,50**
| **€ 30,10**

10 l
200 724 | 1 Kan. | **€ 121,90**
| **€ 110,90**
ab 2 Kan. | je Kan. | **€ 118,90**
| **€ 103,90**



ab **41,90**



M+W select FLÄCHENDESINFEKTION PLUS

Aldehydfreies Konzentrat zur Reinigung von großen Flächen und Inventar im medizinischen und nicht medizinischen Bereich. Angenehmer, leichter Geruch. Sehr breites Wirkungsspektrum, VAH-gelistet. Nicht als Sprühdeseinfektion und nur gemäß auf dem Etikett angegebenen Konzentrationen verwenden!

5 l
200 734 | 1 Kan. | € ~~49,90~~
 € 44,90
 ab 2 Kan. | je Kan. | € ~~47,90~~
 € 41,90



ab **9,30**

M+W select MUNDSPÜLBECKENREINIGER AF

Gebrauchsfertige Lösung zur gründlichen Reinigung und Desinfektion der Mundspülbecken in praktischer Spritzflasche. Entfernt Blut, Kalk, Rückstände von Plaquefärbemitteln sowie Abformmaterialien und sonstige Rückstände und deckt dabei ein umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien und Pilze ab.

750 ml
100 732 | 1 Fl. | € ~~10,90~~
 € 9,90
 ab 6 Fl. | je Fl. | € ~~9,90~~
 € 9,30

M+W select UNIVERSALSPRAY

Pflegespray für Turbinen-, Hand- und Winkelstücke.

500 ml
037 712 | 1 Dose | € ~~18,90~~
 € 16,90
 ab 6 Dosen | je Dose | € ~~18,30~~
 € 15,90

Universaladapter (1.):
 für Intramatic-Anschluss aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C
100 704 | 1 Stck. | € ~~7,80~~
 € 6,80

Adapter Z (2.):
 Zusatzadapter für Winkelstückköpfe aus Kunststoff

100 705 | 1 Stck. | € ~~3,60~~
 € 3,20

Turbinenadapter (3.):
 für W&H-Turbinen, aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C

100 706 | 1 Stck. | € ~~7,80~~
 € 6,80

Turbinenadapter (4.):
 für KaVo-Turbinen (Multiflex-Anschluss) aus Metall, autoklavierbar bis 134 °C

100 707 | 1 Stck. | € ~~7,80~~
 € 6,80



ab **15,90**

BIS ZU **-16%**

M+W select TRAY CLEANER

Der M+W Tray Cleaner ist ein Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Der Spezialreiniger löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenol, Carboxylat- und Phosphatzementen, Gipsen sowie thermoplastischen Abformmassen und Wachsen. Auch Abform-Adhäsive werden mit abgelöst. Anwendung 5 – 10%ig, kann bei sehr starker Verschmutzung auch als Konzentrat pur verwendet werden. Die Lösung kann auch im Ultraschallbad eingesetzt werden. Der Spezialreiniger ist für nicht-rostende Gegenstände geeignet. Chrom-Nickel- und Aluminiumteile sollten nicht gemeinsam gereinigt werden.

Dosierflasche, 1 l
100 700 | 1 Fl. | € ~~21,50~~
 € 19,30

Kanister, 5 l
100 701 | 1 Kan. | € ~~79,90~~
 € 71,90



ab **19,30**

M+W select T-ÖLSPRAY

Zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen.

250 ml
100 703 | 1 Dose | € ~~22,50~~
 € 19,90
 ab 6 Dosen | je Dose | € ~~21,90~~
 € 18,90

BIS ZU **-16%**

ab **18,90**



M+W select UNIVERSAL ARMHEBELSPENDER

Universeller Desinfektionsmittel- und Seifenspender für 500 ml und 1 l. Stabiler Armhebel für einfaches und sicheres Betätigen mittels Ellenbogen, abschließbare Verschlussplatte und auswechselbare Pumpe für noch mehr Sicherheit bei der täglichen Hygiene. Die Dosiermengen sind flexibel einstellbar.

Maße: H 31 x B 10 x T 9 cm
(Tiefe inkl. Armhebel 22 cm)
Im Lieferumfang ist eine Leerflasche enthalten.
Tropfschale ist optional erhältlich –
bei Wunsch bitte separat bestellen.

400 523 | 1 Stck. | € 51,90
€ 46,90

Tropfschale
400 521 | 1 Stck. | € 11,90

Ersatzpumpe NEU
400 524 | 1 Stck. | € 8,30



46,90

M+W select SCHUTZMANTEL

unsteril, 10 Stck.
400 553 | 1 Pckg. | € 19,50
€ 16,50

steril, 1 Stck.
400 554 | 1 Stck. | € 3,50
€ 2,40

ab 10 Stck. | je Stck. | € 2,95
€ 1,90

Flüssigkeitsabweisender Schutzkittel aus Vlies-Material. Mit Taillengürtel, Bändchen im Nacken und Strickbündchen, Länge: 120 cm. Farbe: blau.



BIS ZU
-46%

ab 1,90

M+W select NITRIL ARBEITSHANDSCHUH

Größe	1 Paar
S	400 705
M	400 706
1 Pckg.	€ 3,60 € 3,20
ab 5 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 3,20 € 2,90

Flockgefütterter Nitril Arbeitshandschuh für den Schutz im sterilen Bereich während der Instrumentenaufbereitung. Der lange Schaft schützt Hände und Arme. Paarweise verpackt.

ab 2,90



M+W select EINWEGFILTER

Einwegfilter für Separierautomatik und Selektivanlagen. Der Filter ist komplett aus Kunststoff mit engmaschiger und sehr guter Filterwirkung. Universell für Absauganlagen einsetzbar.

gelb, 12 Stck.
100 562 | 1 Pckg. | € 23,90
€ 21,90
ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 22,50
€ 20,30

ab 20,30



M+W select HARTPAPIER-BECHER

Umweltfreundliche Alternative zu Bechern aus Plastik. Mundspülbecher aus Hartpapier mit PE-Beschichtung. Deutlich formstabiler als herkömmliche Plastik-Einwegbecher. Fassungsvermögen: 180 ml. Farbe: weiß.

1.000 Stck.
400 500 | 1 Karton | € 53,90
€ 45,90



45,90



MUNDSPÜLBECHER

Farbintensiver und grifft stabiler Polypropylen-Mundspülbecher.
Für alle handelsüblichen, manuellen Spender geeignet.
Fassungsvermögen: ca. 180 ml, Ø oben: 70 mm, Höhe: 83 mm.


PREMIUMQUALITÄT!

ab **25,50**

Farbe	1.000 Stck.	3.000 Stck.
weiß (1.)	700 560	700 540
dunkelblau (2.)	700 561	700 541
cedro (3.)	700 562	700 542
gelb (4.)	700 563	700 543
orange (5.)	700 564	700 544
lila (6.)	700 565	700 545
hellblau (7.)	700 566	700 546
weinrot (8.)	700 567	700 547
schwarz (9.)	700 568	700 548
6 Farben sortiert*	700 569	700 549
1 Karton	€ 29,90 € 26,90	€ 68,90 € 61,90
ab 2 Kartons einer Farbe/ Ausführung, je Karton	€ 28,90 € 25,50	€ 66,90 € 58,50



* orange, gelb, dunkelblau, lila, cedro, hellblau



CHIRURGISCHE ABSAUGKANÜLE

Sterile, einzeln verpackte chirurgische Absaugkanüle mit einer Ansaugöffnung von 2,5 mm. Inklusive Doppeladapter von 11 auf 16 mm Ø.

20 Kanülen, 1 Doppeladapter
 059 528 | 1 Pckg. | € 18,50
 € 16,50
 ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 16,90
 € 15,50

BIS ZU **-16%** ab **15,50**



EINMALSPICHELZIEHER

Flexibler Einmalspichelzieher mit abnehmbarer Kappe. Länge 12,5 cm.

Farbe	1.000 Stck.
blau	059 502
grün	059 503
pink	059 504
gelb	059 505
orange	059 509
lime NEU	459 576
iceblau NEU	459 577
1 Karton	€ 36,90 € 32,90
ab 2 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 34,90 € 30,90



100 Stck.:
 weiß
 059 500 | 1 Pckg. | € 3,90
 € 3,50
 glasklar
 059 501 | 1 Pckg. | € 3,90
 € 3,50
 ab 10 Pckgn. sortiert | je Pckg. | € 3,70
 € 3,30
 ab 20 Pckgn. sortiert | je Pckg. | € 3,50
 € 3,10

BIS ZU **-21%** ab **3,10**



NEUE FARBEN!

M+W select PREMIUM POLYMER HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Für leichteres An- und Ausziehen ist die Innenseite mit einer speziellen Polymerschicht überzogen. Eine Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1.5, hergestellt gem. EN 455, Farbe weiß.

Größe	100 Stck.
5-6, extraklein	100 505
6-7, klein	100 506
7-8, mittel	100 507
8-9, groß	100 508
9-10, extragroß	100 509
1 Pckg.	€ 9,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,90



ab **8,90**

M+W select COLORGLOVE

Puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauter Oberfläche und Rollrand in vielen frischen Farben. Sehr gutes Tastgefühl und hohe Elastizität. AQL 1,5, EN 455.

Größe	kobaltblau	fuchsia
	100 Stck.	100 Stck.
extraklein	500 560	500 571
klein	500 561	500 572
mittel	500 562	500 573
groß	500 563	-
1 Pckg.	€ 9,90	€ 9,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,90	€ 8,90



ab **8,90**

M+W select PREMIUM LATEX HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh mit extrem gutem Tastgefühl, da nicht mikrogeraut. Die doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen des Handschuhes verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1.5, hergestellt gem. EN 455, Farbe weiß.

Größe	100 Stck.
extraklein	100 516
klein	100 517
mittel	100 518
groß	100 519
extragroß	100 520
1 Pckg.	€ 9,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 8,90



ab **8,90**



M+W select LATEX-HANDSCHUHE LEICHT GEPUDERT

Unsteriler, leicht gepudertes Latex-Handschuh, AQL 1.5. Hoher Tragekomfort, besonders dünn, aber reißfest.

Größe	100 Stck.
klein	300 581
mittel	300 582
groß	300 583
1 Pckg.	€ 7,50
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 6,50



ab **6,50**



M+W select PREMIUM VINYL HANDSCHUHE

Größe	100 Stck.
6-7, klein	000 535
7-8, mittel	000 536
8-9, groß	000 537
1 Pckg.	€ 5,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 4,90

Unsteriler, puderfreier Vinyl-Handschuh, AQL 1.5, frei von allergenen Proteinen, gute Passform.



ab **4,90**





PREMIUM NITRIL HANDSCHUHE

Hochwertiger, puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen für sicheren Halt der Instrumente auch im feuchten Milieu. Gleichzeitig sehr gutes Tastgefühl. Die Herstellung dieser Premium Handschuhe erfolgt mit vielen manuellen Arbeitsschritten. Dies gewährt zusätzlich eine höhere Qualität als bei Handschuhen aus rein maschineller Fertigung. Doppelte Chlorierung und mehrfaches Auswaschen verhindern das Allergierisiko und beugen Hautirritationen vor. AQL 1.5, hergestellt gem. EN 455.

Größe	weiß
	100 Stck.
extraklein	200 524
klein	200 525
mittel	200 526
groß	200 527
1 Pckg.	€ 8,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 7,90



ab **7,90**



NITRIL HANDSCHUHE

Puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen in vielen frischen Farben. AQL 1.5, hergestellt gem. EN 455. Auch als Chemikalienschutzhandschuh gem. EN 374 zugelassen.

Größe	natur	saphir	violett	cobalt	magenta
	100 Stck.	100 Stck.	100 Stck.	100 Stck.	100 Stck.
extraklein	600 501	-	-	-	-
klein	600 502	600 507	400 531	600 526	-
mittel	600 503	600 508	400 532	600 527	-
groß	600 504	600 509	400 533	600 528	600 553
1 Pckg.	€ 5,90	€ 6,90	€ 6,90	€ 6,90	€ 6,90
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg.	€ 4,90	€ 5,90	€ 5,90	€ 5,90	€ 5,90



ab **4,90**



COLORMASK

- 3-lagiger Mundschutz Typ IIR
- Glasfaserfreies Filtermedium
- Nickelfreier Nasenbügel
- Filterleistung > 98%
- Hergestellt nach EN 14683
- Hautfreundliche und latexfreie Gummibänder

Farbe	mit Gummibändern 50 Stck.	zum Binden 50 Stck.
weiß	700 570	700 530
grün	700 571	700 534
blau	700 572	700 531
lila	700 573	700 533
pink	700 574	700 532
hellgrün	700 575	700 585
je Pckg.	€ 6,45	€ 6,45
ab 10 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 5,95	€ 5,95
ab 20 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	€ 5,45	€ 5,45



Maskenhalter

500 549	1 Stck.	€ 2,50
		€ 2,10
ab 10 Stck.	je Stck.	€ 1,95
		€ 1,75

MIT GUMMIBÄNDERN

ZUM BINDEN



ab **5,45**





NORMTRAY-EINLAGEN / SCHWEBETISCHAUFLAGEN

Farbe	NORMTRAY-EINLAGEN	SCHWEBETISCH-AUFLAGEN
	18 x 28 cm, 250 Stck.	28 x 36 cm, 250 Stck.
weiß	098 530	500 535
gelb	098 512	500 540
orange	098 552	500 537
rosa	198 534	500 536
lila	198 533	500 538
hellgrün	300 585	500 541
grün	098 507	500 539
hellblau	098 508	500 543
dunkelblau	300 586	500 542
1 Pckg.	€ 6,40 € 5,95	€ 12,90 € 11,90
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	-	€ 12,60 € 11,10
ab 10 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 6,20 € 5,70	-
ab 20 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 5,95 € 5,50	-

ab **5,50** **BIS ZU -14%**

M&W select PLASTIJECT

Patientenumhang aus Polyethylenfolie, auf Rolle, 53 x 75,3 cm.

Farbe	200 Stck.
weiß	048 505
blau	048 507
grün	048 509
1 Pckg.	€ 19,50 € 17,50
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 18,95 € 16,95

ab **16,95**



M&W select PLASTIJECT PLUS

Farbe	80 Stck.
weiß	075 555
grün	075 560
blau	075 556
gelb	075 561
orange	075 562
lila	075 563
rosa	075 564
1 Pckg.	€ 16,95 € 15,10
ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg.	€ 16,50 € 14,20

Patientenumhang aus dünner PE-Folie mit saugstarker Zellstoffauflage, perforiert, auf Rolle, mit Bändern zum Binden, 53 x 61 cm.

ab **14,20**
BIS ZU -16%



M&W select KOPFSCHUTZTASCHEN

Kopfstützenschoner aus einer Lage Papier und einer Lage PE-Folie für einen hygienischen und sicheren Schutz der Behandlungseinheit. Universelle Größe, 25 x 33 cm, somit passend für alle gängigen Behandlungseinheiten.

Farbe	500 Stck.
weiß	700 555
hellblau	700 556
lila	700 557
cedro	700 558
capri dunkelblau	700 559
1 Pckg.	€ 42,90 € 38,50



38,50



PROFESSIONAL TOWELS

Patientenservietten bestehend aus einer Schicht Polyethylenfolie und spezieller Zellulose. Für eine hygienische und einfachere Aufbewahrung zu je 50 Stck. in einer Folie verpackt, 45 x 33 cm.

Farbe	10 x 50 Stck.
weiß	085 500
dunkelblau	085 502
orange	085 503
grün	085 504
lila	085 505
rosa	085 506
gelb	085 507
1 Karton	€ 24,90
ab 3 Kartons einer Farbe, je Karton	€ 22,90
	€ 21,10

ab **21,10**

M+W select SERVIETTENHALTER

Farbenfrohe Serviettenhalter mit erhöhtem Tragekomfort für den Patienten durch Verstärkung im Nackenbereich. Länge ca. 48 cm, autoklavierbar bis 121 °C.

Farbe	
hellblau	700 595
gelb	700 594
orange	700 597
grün	700 590
rosa	700 592
lila	700 591
dunkelblau	700 593
limone	700 596
1 Stck.	€ 3,90
ab 5 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 3,50
	€ 3,30



ab **3,30**

M+W select NASSKREPPSERVIETTEN

Im Spenderkarton, 34 x 38 cm. Mit hoher Grammaturn, dadurch hochsaugfähig und nassfest. Farbe: weiß.

- 1.000 Stck. **098 513**
- 1 Pckg. | € 33,90
- | € 31,90
- ab 6 Pckgn.
- 1 Pckg. | € 31,90
- | € 30,50



ab **30,50**

M+W select PATIENTENTERMINBUCH

Ringlochbindung, 2 Spalten pro Tag, wochentags 7.00 – 20.30 Uhr, samstags 7.00 – 13.30 Uhr, viertelstündliche Unterteilung, viele Infos (Monatsvorschau, Postgebühren, Urlaubsplaner etc.). Format H 31 x B 33 cm – mit Spalten für 2 Behandler.

19,90

Praxisbuch 2025
002 025
1 Stck. | € 19,90



M+W select ZELLSTOFF-TUPFER

4 x 5 cm, passend für Pur-Zellin-Box und Askina Brauncel Spender.

- 2 Rollen à 500 Stck.
400 569 | 1 Pckg. | € 5,25
€ 4,65
- ab 6 Pckgn. | je Pckg. | € 4,95
€ 4,30
- ab 10 Pckgn. | je Pckg. | € 4,65
€ 4,00

ab **4,-**

BIS ZU **-24%**



M+W select WATTEROLLENSPENDER

Zur hygienischen Aufbewahrung und Entnahme von Watterollen. Innenmaße (B x H x T): 43 x 85 x 95 mm.

- weiß
063 513 | 1 Stck. | € 15,50
€ 13,20
- gelb
063 531 | 1 Stck. | € 15,50
€ 13,20
- blau
063 532 | 1 Stck. | € 15,50
€ 13,20

13,20

-15%



M+W select WATTEROLLEN MIT ZELLSTOFF

Hochsaugfähige, fusselreife Watterollen aus Baumwolle mit Viskosefasern. Durch die zusätzlichen Viskosefasern sind die Watterollen sehr formstabil. Die weiche Oberfläche aus reiner Baumwolle sorgt für erhöhten Patientenkomfort. Länge 38 mm, hygienisch im Polybeutel verpackt.



- | Größe / Ø | 300 g |
|------------------------------------|------------------|
| 1 / 0,8 cm | 500 530 |
| 2 / 1,0 cm | 500 531 |
| 3 / 1,2 cm | 500 532 |
| 4 / 1,4 cm | 500 533 |
| 1 Pckg. | € 6,70
€ 6,10 |
| ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg. | € 6,40
€ 5,90 |
| ab 20 Pckgn. einer Größe, je Pckg. | € 6,10
€ 5,70 |


ab **5,70**

M+W select MULLTUPFER

Neue Mulltupfer aus 100% Baumwolle zur Wundversorgung, schnell saugend, fädchenfrei. Steril verpackt in umweltfreundlicher, stabiler Kartonage.

- | | |
|--|---|
| Erbse, 500 Stck.
400 574 1 Pckg. € 18,90
€ 16,90 | Pflaume, 300 Stck.
400 577 1 Pckg. € 28,90
€ 24,60 |
| Haselnuss, 500 Stck.
400 575 1 Pckg. € 21,50
€ 18,90 | Hühnerei, 150 Stck.
400 578 1 Pckg. € 28,50
€ 24,20 |
| Walnuss, 500 Stck.
400 576 1 Pckg. € 28,50
€ 24,20 | |

ab **16,90**




ab **7,80**

M+W select WATTEKÜGELCHEN

Hergestellt aus 100% Baumwolle, chlorfrei gebleicht, unsteril. Hygienische Aufbewahrung in stabiler Kunststoffdose mit Entnahmestern.

- | | |
|--|--|
| Größe 1, 3 mm, 2,5 g
400 570 1 Pckg. € 9,70
€ 8,70 | Größe 3, 5,5 mm, 4 g
400 572 1 Pckg. € 8,65
€ 7,80 |
| Größe 2, 4 mm, 4 g
400 571 1 Pckg. € 11,30
€ 10,20 | Größe 4, 7 mm, 10 g
400 573 1 Pckg. € 9,30
€ 8,40 |

69,⁹⁰ -16%



M+W select EDELSTAHL ASPIRATIONSSPRITZE

Zylinder-Ampullen-Spritze für die Infiltrations- oder Leitungsanästhesie komplett gefertigt aus Edelstahl. Daher problemlos für die Aufbereitung im Thermodesinfektor geeignet. Sichere Aspiration durch 3 Aspirationshaken, passend für 1,8 ml Zylinderampullen. Deutsches Erzeugnis.

100 699 | 1 Stck. | € 83,50
€ 69,90

M+W select INJEKTIONSSPRITZE INTRA

Injektionspritze aus rostfreiem Stahl für die intraligamentäre Anästhesie, verwendbar mit 1,8 ml Zylinderampullen. Spritze mit abgewinkeltem Vorderteil.

Injektionspritze Intra mit Berstschutz

300 670 | 1 Stck. | € 97,00
€ 81,00

Berstschutz

300 671 | 1 Stck. | € 5,40



-16% 81,-

M+W select INJEKTIONSSPRITZE INTRA GUN

Zylinderampullenspritze für die intraligamentäre Anästhesie. Verwendbar mit 1,8 ml Zylinderampullen.

Injektionspritze Intra Gun mit Berstschutz

300 672 | 1 Stck. | € 99,00
€ 83,00


Berstschutz

300 673 | 1 Stck. | € 5,40



83,- -16%

ab 7,⁸⁰



M+W select EINMALINJEKTIONSKANÜLEN

Für Zylinderampullen-Spritzen. Ein spezieller Facettenschliff sorgt für eine schmerzarme Punktion. Steril.

Größe/Farbe	100 Stck.
G 25 long = 0,5 x 42 mm, rot	200 580
G 27 long = 0,4 x 42 mm, gelb	200 582
G 27 short = 0,4 x 25 mm, gelb	200 583

Für die intraligamentäre Anästhesie:

G 30 short = 0,3 x 25 mm, grün	200 584
G 30 x-short = 0,3 x 13 mm, grün	200 585

je Pckg. ~~€ 9,30~~
€ 8,30
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg. € 8,75
€ 7,80



M+W select INJEKTIONSKANÜLEN LUER

Sterile Einmalkanülen für Luer- und Luer Lock-Spritzen (nicht für Zylinderampullen-Spritzen geeignet).

Größe/Farbe	100 Stck.
25 short, 0,5 x 25 mm, orange	300 595
25 long, 0,5 x 40 mm, orange	300 596
27 short, 0,4 x 25 mm, grau	300 597
27 long, 0,4 x 38 mm, grau	300 598

je Pckg. ~~€ 3,80~~
€ 3,40
ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg. € 3,40
€ 3,10

BIS ZU -18%

ab 3,¹⁰



M+W select PINZETTEN

Aus rostfreiem Edelstahl mit gerieferter Spitze, 1a-Qualität.

BIS ZU **-18%** ab **6,20**

Pinzette London College:

15 cm, matt

098 636 | 1 Stck. | € 7,60
€ 6,95

15 cm, hochglanzpoliert

098 646 | 1 Stck. | € 7,60
€ 6,95

Pinzette Meriam:

15 cm, matt

098 628 | 1 Stck. | € 7,60
€ 6,95


Pinzette Perry:

13 cm, matt

098 629 | 1 Stck. | € 7,60
€ 6,95

ab 10 Stck. einer Ausführung | je Stck. | € 7,30
€ 6,60


ab 20 Stck. einer Ausführung | je Stck. | € 6,95
€ 6,20



London College, matt



Meriam, matt



Perry, matt

M+W select HALSTED-MOSQUITO KLEMME

Arterienklemme, rostfrei.

13 cm gerade

500 665 | 1 Stck. | € 9,50
€ 8,10

13 cm gebogen

500 666 | 1 Stck. | € 9,50
€ 8,10



8,10

M+W select ZAHNFLEISCHSCHERE IRIS

Rostfrei.

gerade, 11,5 cm

500 662 | 1 Stck. | € 8,90
€ 7,50

gebogen, 11,5 cm

500 663 | 1 Stck. | € 8,90
€ 7,50



-16% **7,50**

M+W select ZAHNFLEISCHSCHERE

Zahnfleisch-Schere nach Goldmann-Fox,
13 cm, gebogen.

300 669 | 1 Stck. | € 14,90
€ 12,60



12,60



M+W select NADELHALTER MATHIEU

Rostfreier Stahl.

14 cm

300 675 | 1 Stck. | € 45,90
€ 39,00

17 cm

300 676 | 1 Stck. | € 49,50
€ 42,00



-15% ab **39,-**

M+W select SKALPELLGRIFF Nr. 3

Edelstahl.

200 669 | 1 Stck. | € 6,90
€ 5,80



-16% **5,80**

M+W select ANATOMISCHE/ CHIRURGISCHE PINZETTE

Pinzetten aus rostfreiem Stahl, gerade, 14 cm.

Anatomische
Pinzette, 14 cm
300 665

1 Stck. | € 8,25
€ 6,90

Chirurgische
Pinzette, 14 cm
300 666

1 Stck. | € 9,85
€ 8,30



Anatomische Pinzette

Chirurgische Pinzette

BIS ZU
-16%

ab **6,90**

M+W select MUNDSPIEGELGRIFF COLOR

schwarz	181 610
blau	181 611
grün	181 612
rot	181 613
weiß	181 614
mint	181 615
rosa	181 616
flieder	181 617
1 Stck.	€ 5,20 € 4,90
ab 10 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 4,90 € 4,40

Der ergonomische und leichte Griff (7 g) aus farbbeständigem Kunststoff liegt gut in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Sterilisierbar bis 134 °C.



ab **4,40**

M+W select MUNDSPIEGELGRIFFE

6-Kant, rostfreier Edelstahl,
hohl (1.)

081 626 | 1 Stck. | € 5,20
€ 4,90

ab 20 Stck. | je Stck. | € 4,90
€ 4,20

8-Kant, rostfrei, massiv (2.)

040 640 | 1 Stck. | € 3,30
€ 2,90

ab 10 Stck. | je Stck. | € 3,10
€ 2,70

Fingerform, rostfrei, hohl (3.)

000 677 | 1 Stck. | € 10,90
€ 9,50

ab 10 Stck. | je Stck. | € 10,50
€ 9,10

easyclean (4.) **NEU**

500 655 | 1 Stck. | € 5,90
€ 5,10

Universalgriff (5.) **NEU**

500 660 | 1 Stck. | € 4,30
€ 3,90

ab 10 Stck. | je Stck. | € 4,10
€ 3,60



NEU

NEU

ab **2,70**

BIS ZU
-19%

M+W select MUNDSPIEGEL

Rostfrei.

Größe / Ø	hohl, 12 Stck.	plan, 12 Stck.
4 / 2,0 cm	084 601	084 604
5 / 2,3 cm	084 602	084 605
1 Pckg.	€ 16,90 € 15,20	€ 13,50 € 11,50

M+W select MUNDSPIEGEL RHODIUM FRONT

Rostfrei, Rhodium Front, geeignet für die Thermodesinfektion.

Größe	plan, 12 Stck.
4	084 610
5	084 611
1 Pckg.	€ 23,50 € 20,90



ab **11,50**



20,90

M+W select FÜLLUNGSINSTRUMENTE

Kugel/Kugel

1,0 mm/1,3 mm	181 600
1,4 mm/1,8 mm	181 601
1,9 mm/2,3 mm	181 602
2,5 mm/3,0 mm	181 603
1,0 mm/1,4 mm	081 608
2,2 mm/3,0 mm	081 609
4,5 mm/3,5 mm	081 610

birnenförmig

1,0 mm/1,5 mm	081 611
1,5 mm/1,8 mm	081 612
1,9 mm/2,3 mm	081 613

1 Stck. € 10,90
€ 9,30

plan/plan

1,0 mm/1,2 mm	181 604
1,4 mm/1,6 mm	181 605
1,7 mm/1,9 mm	181 606

Kugel/Spatel

1,9 mm/2,5 mm	081 607
---------------	---------

Spatel/Spatel

1,6 mm/1,6 mm	081 601
1,6 mm/2,0 mm	081 603
2,0 mm/2,0 mm	181 607
2,4 mm/2,4 mm	081 602
2,5 mm/2,5 mm	181 608

1 Stck. € 10,90
€ 9,30

Rostfreier Edelstahl,
Qualitätsinstrumente.



9,30

M+W select SCALER

Instrumente zum Entfernen von subgingivalem Zahnstein und Konkrementen sowie zur Glättung der Wurzeloberfläche. Die sichelförmigen Scaler haben je Arbeitsende zwei schneidende Kanten, die am Ende zu einer Spitze auslaufen.

204	500 610
204 S	500 611
204 SD	500 612
H6/H7	500 613
CI 2/3	500 614
Taylor T 2/3	500 615

1 Stck. € 24,90
€ 22,90
ab 5 Stck. einer Form, je Stck. € 23,50
€ 20,90



ab 20,90

M+W select ZAHNSONDEN SPEZIAL

Mit sehr feinem Arbeitsende und 8-Kantgriff, rostfrei.

Nr. 8, einendig
100 675 | 1 Stck. | € 3,95
€ 3,50

Nr. 9, einendig
100 676 | 1 Stck. | € 3,95
€ 3,50

Nr. 23, einendig
100 677 | 1 Stck. | € 3,95
€ 3,50
ab 10 Stck. einer Form | je Stck. | € 3,75
€ 3,30
ab 20 Stck. einer Form | je Stck. | € 3,50
€ 3,10



ab 3,10

BIS ZU
-22%

M+W select KOMBIFOLIE

Papier/Folie nach DIN 58 953/7 und EN 868, mit Indikator, nur für Autoklav und Chemiklav. Für Heißsiegel- und Durchlaufsigelgeräte.

Rolle, 5 cm breit, 100 m
000 752 | 1 Pckg. | € 12,90
€ 11,90
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 11,90
€ 10,90

Rolle, 7,5 cm breit, 100 m
000 753 | 1 Pckg. | € 16,30
€ 14,50
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 15,30
€ 13,50

Rolle, 10 cm breit, 100 m
000 754 | 1 Pckg. | € 20,50
€ 17,50
ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 19,50
€ 16,90

Rolle, 5 cm breit, 200 m
000 722 | 1 Pckg. | € 20,50
€ 17,50

Rolle, 7,5 cm breit, 200 m
000 723 | 1 Pckg. | € 26,90
€ 22,80

Rolle, 10 cm breit, 200 m
000 724 | 1 Pckg. | € 35,50
€ 30,10

Rolle, 20 cm breit mit Seitenfalte 5 cm, 100 m lang, zum Einschweißen von Norm-Trays oder Kassetten
000 725 | 1 Pckg. | € 55,90
€ 47,50



BIS ZU
-18%

ab 10,90

M+W select ANMISCHSPATEL

Breite Griffdurchmesser 8 mm, rostfrei.

4,5 mm	500 640
6,0 mm	500 641
7,5 mm	500 642
1 Stck.	€ 9,50
	€ 8,50
ab 10 Stck. einer Form	€ 8,90
	€ 7,90



ab **7,90**

M+W select ANMISCHSPATEL

3/3 mm breit

081 645	1 Stck.	€ 10,90
		€ 9,90
ab 5 Stck.	je Stck.	€ 10,60
		€ 8,90



BIS ZU **-18%**

ab **8,90**


M+W select HEIDEMANNSPATEL

Griffdurchmesser 8 mm, rostfrei.

2 mm breit	500 650	1 Stck.	€ 9,50	3 mm breit	500 652	1 Stck.	€ 9,50
			€ 8,50				€ 8,50
2,5 mm breit	500 651	1 Stck.	€ 9,50	ab 10 Stck. einer Form	1 Stck.	€ 8,90	
			€ 8,50			€ 7,90	

ab **7,90**

BIS ZU **-17%**




M+W select HEIDEMANNSPATEL

Rostfreier Edelstahl, 6-Kant-Griff.

Nr. 19, 2,0 mm	081 619	1 Stck.	€ 10,30	Nr. 21, 3,0 mm	081 621	1 Stck.	€ 10,30
			€ 8,90				€ 8,90
Nr. 20, 2,5 mm	081 620	1 Stck.	€ 10,30	ab 10 Stck. einer Form	je Stck.	€ 9,90	
			€ 8,90			€ 8,50	

ab **8,50**

BIS ZU **-17%**



M+W select PARODONTAL-KÜRETZEN NACH GRACEY

1/2	für den Frontzahnbereich (kurz)	500 600
3/4	für den Frontzahnbereich (Kontrawinkel, kurz)	500 601
5/6	für den Seitenzahnbereich (mittel) – Schaft und Schneide sind leicht abgewinkelt	500 602
7/8	für den Seitenzahnbereich (Kontrawinkel, mittel) – für bukkale und linguale Flächen	500 603
9/10	für Molaren (Kontrawinkel, lang) – Schaft und Schneide abgewinkelt für schlecht zugängliche Wurzeloberflächen	500 604
11/12	für die mesiolingualen und mesiobukkalen Bereiche des Seitenzahngebietes	500 605
13/14	für die distalen Flächen aller Molaren	500 606
15/16	für die mesialen Flächen aller Molaren	500 607
1 Stck.		€ 24,90
		€ 21,10

21,10

Küretten nach Gracey sind für subgingivales Scaling und Root Planing der Wurzeloberflächenform in den verschiedenen Quadranten angepasst und ermöglichen so ein exaktes Arbeiten.



M+W select PARODONTOMETER

CP 15 (1 bis 15 mm)

300 661	1 Stck.	€ 19,90
		€ 17,90
ab 5 Stck.	je Stck.	€ 19,30
		€ 16,30

Aus rostfreiem Stahl mit Farbmarkierung.

ab **16,30**



M+W select ZEMENTSPATEL

Rostfrei, doppelendig.

schmal, 5 mm	081 642	1 Stck.	€ 10,60
			€ 9,90
mittel, 6 mm	081 643	1 Stck.	€ 10,60
			€ 9,90
breit, 7 mm	081 644	1 Stck.	€ 10,60
			€ 9,90
ab 5 Stck. einer Form	je Stck.	€ 10,20	
		€ 8,90	



ab **8,90**

M+W select PROPHY TOP

Weiterentwicklung des bewährten M+W Prophylaxepulvers für eine noch bessere und effektivere Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Nur für die supragingivale Anwendung, auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße: 43 µm.

ab **18,50**

Geschmack	300 g
Zitrone	100 887
Minze	100 888
1 Fl.	€ 21,50 € 19,50
ab 4 Flaschen einer Ausführung, je Fl.	€ 20,50 € 18,50



M+W select PROPHY PERIO

Prophylaxepulver auf Tagatose Basis für sub- und supragingivale Anwendung.
Subgingivale Anwendung: Entfernung von periodontalen Biofilmen, Implantatreinigung.
Supragingivale Anwendung: Entfernung von supragingivalen Biofilmen und Verfärbungen um den Sulkus, Entfernung von Verfärbungen in empfindlichen Bereichen, Politur der Zähne. Eine Endpolitur ist überflüssig. Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet. Korngröße 15 µm. Darreichungsform in praktischer 120 g Flasche, neutraler Geschmack.

Flasche, 120 g		
100 891	1 Fl.	€ 20,50 € 18,50
ab 4 Fl.	je Fl.	€ 19,50 € 17,50



ab **17,50**

M+W select PROPHYLAXEPASTE

Reinigungs- und Polierpaste für die professionelle Zahnreinigung mit Fluorid und angenehmem Minzgeschmack. Dank optimaler thixotroper Eigenschaften lässt sie sich perfekt applizieren und spritzt nicht.

Es stehen 4 Körnungen zur Auswahl:
RDA 250: bei starken Belägen und Rauigkeiten
RDA 170: bei mittleren Verfärbungen und Belägen
RDA 120: bei geringen Belägen und Verfärbungen
RDA 40: extra fein für die Endpolitur

Körnung	60 ml/100 g
RDA 250 blau	200 860
RDA 170 grün	200 861
RDA 120 rosa	200 862
RDA 40 gelb	200 863
1 Tube	€ 11,20 € 9,90
ab 3 Tuben einer Ausführung, je Tube	€ 10,20 € 9,30



ab **9,30**

BIS ZU **-17%**



ab **8,90**

M+W select MINIATUR ZAHNREINIGUNGS-BÜRSTEN

Nicht sterilisierbar, nicht thermodesinfizierbar, für Winkelstück. Einfache Unterscheidung durch unterschiedliche Farben.

Farbe	12 Stck.	100 Stck.
Borste natur	000 854	000 857
1 Pckg.	€ 11,90 € 10,10	€ 67,90 € 57,50
	10 Stck.	100 Stck.
Nylon pink, soft	200 875	200 879
Nylon blau, mittel	200 876	200 880
Nylon weiß, hart	200 877	200 881
Nylon weiß, soft	200 878	200 882
1 Pckg.	€ 10,50 € 8,90	€ 71,90 € 60,90



ab **3,10**

M+W select PROPHY-POLIERER

Latexfreie Polierer mit Lamellen für eine gründliche Reinigung und Politur.

Snap-on Mandrell für Winkelstück, 10 Stck.
 200 833 | 1 Pckg. | € 12,50 € 10,50

Farbe	Montiert für Winkelstück		Zum Aufstülpen (Snap-on) auf Mandrell
	10 Stck.	100 Stck.	10 Stck.
blau, soft	200 885	200 888	200 891
lila, mittel	200 886	200 889	200 892
gelb, hart	200 887	200 890	200 893
1 Pckg.	€ 4,95 € 4,20	€ 41,50 € 35,50	€ 3,60 € 3,10

M+W select FISSURENVERSIEGLER

Lichthärtendes, weißes Composite für die Fissurenversiegelung mit kontinuierlicher Freisetzung von Fluorid.

2 x 2 ml Spritzen,
 6 Applikationskanülen
 200 135 | 1 Pckg. | € 22,90
 € 20,60



20,60



ZAHNBÜRSTEN



KOMFORT ZAHNBÜRSTE

Mit ergonomischem, rutschfestem Gummigriff und flexiblen Hals. Weiche Außen-Stimulatoren massieren sanft das Zahnfleisch.

200 847 | 1 Stck. | € 1,19
 € 0,99
 ab 12 Stck. | je Stck. | € 1,09
 € 0,89
 ab 24 Stck. | je Stck. | € 0,99
 € 0,79

KINDERZAHNBÜRSTE

Kinderzahnbürste mit kindgerechtem Griff für einen sicheren Halt. Weiche Borsten für eine schonende und gründliche Reinigung. (Wechselnde Motive, keine Auswahl möglich)

grün
 200 845 | 1 Stck. | € 0,49
 € 0,45
 pink
 200 846 | 1 Stck. | € 0,49
 € 0,45
 ab 10 Stck. einer Farbe | je Stck. | € 0,45
 € 0,40

ZAHNBÜRSTE

Zahnbürste mit integriertem Zungenreiniger auf der Kopfrückseite. Das schräg stehende Borstenfeld sorgt für eine gründliche Reinigung auch in schwer zugänglichen Bereichen. Der gepolsterte und ergonomisch geformte Griff gewährleistet einen sicheren Halt.

Farbe
 grün 059 810
 blau 600 800
 pink 059 812
 gelb 059 813
 1 Stck. € 1,09
 € 0,89
 ab 12 Stck. einer Farbe, je Stck. € 0,99
 € 0,79
 ab 24 Stck. einer Farbe, je Stck. € 0,89
 € 0,69

ab 0,40
 BIS ZU -37%



EINMALZAHNBÜRSTEN ULTRAFRESH

3-reihige Einmalzahnbürste mit Zahnpasta imprägniert. Einzeln verpackt.

Farbe 100 Stck.
 dunkelblau 400 820
 grün 400 821
 Mix* 400 825
 1 Pckg. € 14,50
 € 13,50
 ab 3 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 13,95
 € 12,90
 ab 5 Pckgn. einer Farbe, je Pckg. € 13,50
 € 12,30

ab 12,30

* sortiert in den Farben blau, orange, gelb, grün, rosa



EINBÜSCHELBRÜRSTE

Mit spitz zulaufenden Borsten für die optimale Pflege von schwer erreichbaren Stellen, zur Pflege des Zahnfleischrandes, zur sehr große Zahnzwischenräume, bei Zahnfehlstellungen, für Zahnersatz und Brackets.

200 849 | 1 Stck. | € 1,20
 € 1,09
 ab 12 Stck. | je Stck. | € 1,09
 € 0,99



ab 0,99



INTERDENTAL-BÜRSTEN COMFORT

Zur Reinigung der Zahnzwischenräume. Mit ergonomischem Griff für eine bessere Handhabung. Die zylindrischen Nylonbürsten sind an einem feinen und starren Metalldraht befestigt, der zum Schutz der Zahnoberflächen oder Implantaten mit einem Plastikmantel überzogen ist. Eine Kappe schützt die Nylonborsten und macht die Interdentalbürste zum idealen Begleiter auch außer Haus. Bei Bedarf kann die Kappe auf den Griff gesteckt werden und dient dann zur Verlängerung der Interdentalbürste.

Praxis-Kit:

180 Bürsten, je Größe
 20 Bürsten mit Schutzkappe (außer bei lila und grau)
 000 879
 1 Pckg. | € 83,50
 € 69,90

BIS ZU -21%

ab 3,30



	000 889	000 881	000 882	000 883	000 884	000 885	000 886	000 887	000 888
Pckg. mit 8 Bürsten	weiß	pink	orange	rot	blau	gelb	grün	lila	grau
Farbe	superfein-soft	xxxx-fein	xxx-fein	xx-fein	x-fein	fein	mittel	groß	x-groß
Größe	1,6 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	9,0 mm
Ø Bürste	10,0 mm	10,5 mm	11,0 mm	11,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	16,0 mm	19,0 mm
Länge Kopf	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,8 mm	2,5 mm
Größe Interdentalraum	0,40 mm	0,42 mm	0,44 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,57 mm	0,57 mm	0,77 mm	1,06 mm
Ø Draht	0	1	1	2	2	3	4	5	6
Größe nach ISO 16409	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
mit Schutzkappen	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20
je Pckg.	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60
ab 10 Pckgn. einer Stärke, je Pckg.	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60	€ 3,60
	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30

M+W select ZAHNSEIDEN

M+W Zahnseide mit Abschneidevorrichtung, Mintgeschmack. M+W Riser Zahnseide, für empfindliches Zahnfleisch, gründliche Reinigung und Plaqueentfernung auch bei größeren Interdentalräumen.

reißfest: gewachst, 25 m

000 875 | 1 Stck. | € 1,99
€ 1,79

reißfest: ungewachst, 25 m

000 876 | 1 Stck. | € 1,99
€ 1,79

leicht gewachst, 15 m

000 877 | 1 Stck. | € 1,99
€ 1,79

ab 10 Stck. einer Sorte | je Stck. | € 1,79
€ 1,59



BIS ZU
-20%
ab **1,59**



ab **1,75**

M+W select ORTHOFLOSS MINT

Zahnseide mit flauschigem Mittelteil speziell für die Reinigung von großen Zahnzwischenräumen, Zahnsparungen, Implantaten und unter Brückenteilen. Die gewachsenen, feinen Anfang- und Endstücke können zur herkömmlichen Zahnzwischenraumreinigung verwendet werden. Sehr dezenter Minzgeschmack, fasert nicht aus.

Dispenser mit 50 Einheiten

000 872 | 1 Rolle | € 2,10
€ 1,99

ab 10 Rollen | je Rolle | € 1,99
€ 1,75

ab **22,40**



M+W select FLEXI-DISC

Flexible Polierscheiben zum Konturieren, Finieren und Polieren von allen Restaurationsmaterialien wie Composites, Amalgam, Gold. Die Scheiben sind einseitig mit Aluminiumoxid-Partikeln überzogen und können ziehend und schiebend verwendet werden. Die Körnungsstärke ist dem jeweiligen Einsatz angepasst. Für einfache optische Unterscheidung der einzelnen Körnungsstärken sind die Scheiben eingefärbt.

Alle Körnungen sind in 2 Scheibengrößen erhältlich:
Ø 10 mm für schwer zugängliche Bereiche und kleine Flächen
Ø 14 mm für größere Bereiche

schwarz – sehr grob (mit Diamantbelegung): abtragen
blau – grob: abtragen
rosa – mittel: glätten
gelb – fein: vorpolieren
weiß – extra fein: polieren

Ø / Körnung	Refill: 100 Scheiben
10 mm / extra grob	400 868
14 mm / extra grob	400 869
1 Pckg.	€ 33,90 € 30,50

Mandrells für Winkelstück, 3 Stck.
400 867 | 1 Pckg. | € 10,70
€ 9,60

Ø / Körnung	Refill: 100 Scheiben
10 mm / grob	400 870
14 mm / grob	400 871
10 mm / mittel	400 872
14 mm / mittel	400 873
10 mm / fein	400 874
14 mm / fein	400 875
10 mm / extra fein	400 876
14 mm / extra fein	400 877
1 Pckg.	€ 24,90 € 22,40

Von extra grob bis extra fein

26,50

M+W select GUMCARE

Kosmetische M+W Mundspüllösung für die professionelle Pflege und Reinigung des Mund- und Rachenbereichs. Erzeugt einen frischen Atem und trägt aufgrund der antibakteriellen Wirkung dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und zu erhalten. Optimal geeignet für die Spülung vor Beginn der Behandlung. Wirkstoff: 0,1% Benzalkoniumchlorid, alkohol- und fluoridfrei, daher auch für Kinder und Jugendliche geeignet.

PET-Flasche, 5 l (ohne Pumpe)
100 876 | 1 Fl. | € 30,90
€ 26,50



M+W select INTERDENTALBÜRSTEN

Set: 1 Interdentalbürstenhalter, je 1 Interdentalbürste zylindrisch rot Ø 2,2 mm, zylindrisch blau Ø 2,8 mm, konisch rot Ø 2,2 – 4 mm, konisch blau Ø 3 – 6 mm

000 870 | 1 Stck. | € 2,30
€ 1,90

Form	10 Stck.
zylindrisch rot, Ø 2,2 mm (1.)	000 865
zylindrisch blau, Ø 2,8 mm (2.)	000 866
konisch rot, Ø 2,2 – 4 mm (3.)	000 867
konisch blau, Ø 3 – 6 mm (4.)	000 868
1 Pckg.	€ 2,50 € 2,30 € 2,30 € 2,10

ab 10 Stck. einer Form, je Stck.



Interdentalbürstenhalter
000 869
1 Stck. | € 1,80
€ 1,60
ab 10 Stck.
je Stck. | € 1,60
€ 1,40

Zur Reinigung der Zahnzwischenräume, Nylon. Der praktische Kunststoffhalter erleichtert das Handling der Interdentalbürsten, die Bürsten werden einfach eingeklemmt, nicht autoklavierbar.

ab **1,40**
BIS ZU
-22%

ab **2,60**

M+W select INTERDENTALREINIGER

Spiralbürsten mit Drahtgriff zur Reinigung von Zahnzwischenräumen.

Form	10 Stck.
schmal, Ø 2 mm (1.)	005 858
mittel, Ø 4 mm (2.)	005 859
breit, Ø 6 mm (3.)	005 860
1 Pckg.	€ 3,10 € 2,90 € 2,90 € 2,60

ab 10 Stck. einer Form, je Stck.



M+W select HEXAGUM 0,12%

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,12% Chlorhexidinguconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Ideal als Präventivmaßnahme vor jeder zahnärztlichen Behandlung einsetzbar. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.

Flasche, 500 ml	PET-Flasche, 5 l (ohne Pumpe)
100 880 1 Fl. € 8,90	100 881 1 Kan. € 26,90
	€ 7,90
ab 5 Fl. je Fl. € 8,60	Dosierpumpe für 5 l PET-Flasche
€ 7,50	100 884 1 Stck. € 6,90

M+W select HEXAGUM FORTE 0,2%

Die alkoholfreie Mundspüllösung enthält 0,2% Chlorhexidinguconat und hat einen angenehmen Kaugummigeschmack. Sie wird für die professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs eingesetzt. Hexagum erzeugt einen frischen Atem, bekämpft schädliche Mikroorganismen und reduziert die Neubildung von Plaque. Die Mundspüllösung beugt somit Karies, Gingivitis und Parodontitis vor. Sie ist auch bei entzündetem und gereiztem Zahnfleisch anwendbar.

Flasche 100 ml	Flasche 500 ml, mit Dosierpumpe
100 882 1 Fl. € 3,40	100 883 1 Fl. € 10,90
	€ 3,10
ab 20 Fl. je Fl. € 3,10	ab 5 Fl. je Fl. € 10,40
€ 2,90	€ 9,20



ab **2,90**

M+W select SOFT STICKS

Für eine einfache und effiziente Entfernung von Plaque in den Zahnzwischenräumen. Die elastischen Silikonborsten gleiten sanft in den Interdentalraum und massieren zugleich das Zahnfleisch. Einfache Anwendung auch bei KFO Apparaturen. Umweltfreundliche Verpackung.

32 Stcks.	
200 848 1 Pckg. € 2,49	
	€ 2,10



2,10

M+W select ZAHNSPANGENBOX

Stoßsichere Plastikbox. Maße (B x L x H): 7,8 x 7,3 x 3 cm.

Farbe	Ortho Box
weiß	998 015
pink	998 016
blau	998 017
grün	998 018
neongelb-grün	998 019
1 Stck.	€ 1,10
	€ 0,90
ab 10 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 1,00
	€ 0,80
ab 20 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 0,90
	€ 0,70



ab **0,70** **-36%**

M+W select ZUNGENREINIGER

Die Kombination mit den 2-reihigen Borsten und den 3 weichen Schaber ermöglicht eine sanfte und gründliche Reinigung der Zungenoberfläche. Der rutschfeste Griff sorgt für eine gute Handhabung.

200 825 1 Stck. € 1,60
€ 1,25
ab 10 Stck. je Stck. € 1,45
€ 1,15
ab 30 Stck. je Stck. € 1,10
€ 0,95



ab **0,95** **BIS ZU -41%**

M+W select PROTHESENBÜRSTE

Prothesenbürste mit 2 Bürstenköpfen. Das große plane Borstenfeld ist für die gründliche Reinigung der Außenbögen. Das kleine spitz zulaufende Borstenfeld für die schwer zugänglichen Stellen innerhalb der Innenbögen.

200 820 1 Stck. € 1,90
€ 1,60
ab 10 Stck. je Stck. € 1,60
€ 1,50



ab **1,50**

M+W select WHITENING STAR HOME

Kosmetische Zahnaufhellung in Verbindung mit laborgefertigten Schienen zur Erstanwendung in der Praxis und Weiterverwendung durch den Patienten zuhause. Je nach gewünschter Tragedauer stehen 2 Konzentrationen zur Verfügung.

10% – für eine Tragedauer von 4 Stunden oder über Nacht.
16% – für eine Tragedauer von 3 Stunden oder über Nacht.

4 x 1,2 ml Spritzen mit wieder-verschließbarer Kappenkanüle:

10%
000 892 | 1 Pckg. | € 22,90
€ 20,90

16%
000 893 | 1 Pckg. | € 22,90
€ 20,90

ab 5 Pckgn. einer Konzentration | je Pckg. | € 20,90
€ 19,50

ab 19,50



M+W select XYLOBLEACH

35% Wasserstoffperoxid Konzentration für die medizinische Aufhellung verfärbter Zähne ebenso für endodontisch behandelte Zähne. Der Zusatz Xylitol hat eine plaque-reduzierende Wirkung und hemmt die Kariesbildung. Dank hohem Peroxid-gehalt erzielt man eine schnelle und zuverlässige Aufhellung mit einem langanhaltenden Ergebnis. Durch den neutralen pH-Wert ist das Material dabei zahn-schonend. Der Gingiva Protector gewährleistet einen sicheren Schutz des Zahn-fleisches. Dank Automix-System entfällt manuelles Anmischen, das Material hat eine homogene Qualität und durch die rote Farbe einen guten Kontrast zum Zahn.

5 g Automix-Spritze,
3 Mischkanülen,
1,5 g Gingiva Protector,
3 Applikationstips
000 898 | 1 Pckg. | € 58,90
€ 49,90

49,90
-15%



M+W select POWER WHITENING XTRA 38%

38% Hydrogen-Peroxid geeignet für die medizinische Aufhellung stark verfärbter Zähne.

2,5 ml Doppelmischspritze,
2 Mischkanülen,
1,5 g Gingiva Protector
mit 2 Applikationskanülen
000 891 | 1 Pckg. | € 42,90
€ 36,50



36,50
-15%

M+W select SUPERLITE 1300

Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Ladestation
- 1 Akku
- 1 Lichtleiter
- 1 Schutzschild

100 045 | 1 Stck. | € 345,00
€ 258,00*

Bleaching Lightguide

100 046 | 1 Stck. | € 59,50
€ 46,50*

Technische Daten:

Ø Lichtleiter: 8 mm
Lichtintensität: max. 1.300 mW
Wellenlängenbereich: 430 – 490 nm
Gewicht: Ladegerät 560 g,
Handstück 245 g (inkl. Akku und Lichtleiter)
Länge Handstück: 196 mm (inklusive Lichtleiter)
Maße Ladestation (L x B x H): 180 x 130 x 66 mm
Akku: Li-Ion 2200 mAh,
3,7V (4.000 Belichtungszyklen)
Garantie: 24 Monate / Akku 6 Monate

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

4 verschiedene Modi


258,-* -25%



M+W select ENDO-SPÜLKANÜLEN

Spülkanülen für Luer- bzw. Luer-Lock-Spritzen, stumpf, biegsam und steril.

- 100 Stck.:**
 23 mm, Ø 0,3 mm, gelb
 059 506 | 1 Pckg. | € 12,20
 € 10,90
- ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 11,70
 € 10,20
- 23 mm, Ø 0,4 mm, grau
 059 507 | 1 Pckg. | € 10,20
 € 8,90
- ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 9,60
 € 8,50
- 38 mm, Ø 0,5 mm, orange
 059 508 | 1 Pckg. | € 8,40
 € 7,60
- ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 7,90
 € 7,10




BIS ZU
-17%
 ab **7,10**

M+W select PIN-PINZETTE

Mit geriefelter Hohlkehle zum besseren Greifen von Pins, Papier- und Guttaperchaspitzen.

- 000 616 | 1 Stck. | € 21,90
 € 18,60

-15%
18,60



M+W select PERMAROOT

Wurzelfüllmaterial auf Basis Epoxid-Amin Chemie. Durch die vernetzten Strukturen ist das Material extrem belastbar und verschleißt dicht und dauerhaft. Dabei ist es röntgensichtbar, dimensionsstabil und frei von Iodoform und Paraformaldehyd. Durch die mikrobizide Wirkung schützt M+W Permaroot vor einer Reinfektion. Einfaches Anmischen und Applizieren dank Doppelkammerspritze.

- 5 ml Doppelkammerspritze
 100 300 | 1 Stck. | € 31,50
 € 28,50
- Mischkanülen, 25 Stck.
 100 301 | 1 Pckg. | € 20,90
 € 18,80
- Endo-Tips, 25 Stck.
 100 302 | 1 Pckg. | € 8,90
 € 7,90

28,50

M+W select CALCIUMHYDROXIDPASTE

Auf wässriger Basis mit einem Calciumhydroxidgehalt von 45%. Eignet sich für die direkte und indirekte Pulpenüberkappung sowie für provisorische Wurzelkanalfüllungen, geeignet für Unterfüllungen unter allen Füllungsmaterialien. Dank des hohen pH-Wertes von über 12 wirkt es antibakteriell. Röntgenopak, biokompatibel und schonend für die Pulpa.

- Spritze 2 ml, 6 Kanülen
 200 140 | 1 Pckg. | € 11,90
 € 10,10

10,10



M+W select COMPO-POLIERER

Einstufiges Poliersystem aus latexfreiem Silikon für die Politur von Compositefüllungen, Verblendkunststoffen und natürlichen Zähnen. Autoklavierbar bis 134 °C, Farbe gelb, Winkelstückschäft, max. 20.000 U/Min.

- Set:**
 12 Polierer,
 je 3 Stck. je Form
 400 895
 1 Set | € 16,20
 € 13,70

- Form** **10 Stck.**
- | | |
|-------------|--------------------|
| Minispitze | 400 896 |
| Walze | 400 897 |
| Kelch | 400 898 |
| Kelch breit | 400 899 |
| 1 Pckg. | € 13,50
€ 11,40 |



Einstufiges
 Poliersystem

BIS ZU
-16%

ab **11,40**



M+W select SCHAUMSTOFFEINSÄTZE

Höhe 1 cm, Ø 5 cm, passend für Clean Stand, 25 Stck.

- 198 634 | 1 Pckg. | € 7,20
 € 6,10

Höhe 1 cm, Ø 6,5 cm, passend für Twin-Bloc, 25 Stck.

- 198 628 | 1 Pckg. | € 7,20
 € 6,10

Höhe 0,5 cm, Ø 5 cm, passend für Clin Grip und Interim-Stand, 50 Stck.

- 198 629 | 1 Pckg. | € 7,20
 € 6,10



6,10

M+W select WURZELKANALINSTRUMENTE

-16% **5,70**

7,90

-17%

Wurzelkanal-Bohrer




Wurzelkanal-Feile



Hedströmfeile



Länge	21 mm		25 mm		21 mm		25 mm		21 mm		25 mm		
	ISO 08	200 621	200 632	200 642	200 653	200 600	200 610	ISO 10	200 622	200 633	200 643	200 654	200 601
ISO 15	200 623	200 634	200 644	200 655	200 602	200 612	ISO 20	200 624	200 635	200 645	200 656	200 603	200 613
ISO 25	200 625	200 636	200 646	200 657	200 604	200 614	ISO 30	200 626	200 637	200 647	200 658	200 605	200 615
ISO 35	200 627	200 638	200 648	200 659	200 606	200 616	ISO 40	200 628	200 639	200 649	200 660	200 607	200 617
ISO 45	200 629	200 640	200 650	200 661	200 608	200 618	ISO 50	200 630	200 641	200 651	200 662	200 609	200 619
ISO 15-40	-	200 631	-	200 652	-	200 620	1 Pckg.	€ 6,75 € 5,70	€ 6,75 € 5,70	€ 6,75 € 5,70	€ 6,75 € 5,70	€ 6,75 € 5,70	€ 6,75 € 5,70



M+W select ENDO MESSBLOCK

Zur Längeneinstellung von Endo-Instrumenten, Papierspitzen, Guttapercha- und Silberstiften. Abmessungen: 103 x 25 x 32 mm. Autoklavierbar bis 134 °C.

400 680 | 1 Stck. | € 9,50
€ 7,90

5,70



M+W select PAPIERSPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, sterilisiert, 28 mm lang.

ISO, Farbe	Taper 02, 200 Stck.	Taper 04, 60 Stck.	Taper 06, 60 Stck.	ISO, Farbe	Taper 02, 120 Stck.
15, weiß	100 644	200 670	200 677	45, weiß	100 651
20, gelb	100 645	200 671	200 678	50, gelb	100 652
25, rot	100 646	200 672	200 679	55, rot	100 653
30, blau	100 647	200 673	200 680	60, blau	100 654
35, grün	100 648	200 674	200 681	70, grün	100 655
40, schwarz	100 649	200 675	200 682	80, schwarz	100 656
15-40 sortiert	100 650	200 676	200 683	45-80 sortiert	100 657
je Pckg.	€ 5,70	€ 5,70	€ 5,70	je Pckg.	€ 5,70

7,60



M+W select GUTTAPERCHASPITZEN SAFETY COLOR

Farbcodiert, 28 mm lang, röntgensichtbar, formstabil und gewebeverträglich.

ISO, Farbe	Taper 02, 100 Stck.	Taper 04, 60 Stck.	Taper 06, 60 Stck.	ISO, Farbe	Taper 02, 100 Stck.
15, weiß	100 630	200 684	200 691	45, weiß	100 637
20, gelb	100 631	200 685	200 692	50, gelb	100 638
25, rot	100 632	200 686	200 693	55, rot	100 639
30, blau	100 633	200 687	200 694	60, blau	100 640
35, grün	100 634	200 688	200 695	70, grün	100 641
40, schwarz	100 635	200 689	200 696	80, schwarz	100 642
15-40 sortiert	100 636	200 690	200 697	45-80 sortiert	100 643
je Pckg.	€ 7,60	€ 7,60	€ 7,60	je Pckg.	€ 7,60

M+W select HELIXCONTROL PRO

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven nach EN 867-5 zur Überprüfung der vollständigen Luftentfernung aus Hohlkörperinstrumenten. Der Prüfkörper ist aus Metall gefertigt und hält somit den starken Temperaturen im Autoklaven dauerhaft stand. Lediglich die Teststreifen müssen ausgetauscht werden.



Set:
1,5 m Schlauch mit Metallklammer,
Teflonträger für Indikatorstreifen,
50 Indikatorstreifen
100 777 | 1 Pckg. | € 89,00
€ 79,00
Indikatorstreifen, 250 Stck.
für Helix Test System
100 799 | 1 Pckg. | € 47,90

Set **79,-**



75,60

M+W select HELIXCONTROL

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven zur Überprüfung der Luftentfernung aus Hohlkörpern nach EN-867-5.

250 Teststreifen, 1 Prüfkörper
200 708 | 1 Pckg. | € 89,00
€ 75,60



30,50

M+W select INKTEST EASY

Siegelhaftigkeitstest zur Routineüberprüfung gemäß ISO 11607-1 Anhang B sowie ASTM F1929. Durch die neue Darreichungsform im flachen Beutel jetzt noch einfachere Handhabung und gleichmäßiger Austritt der Flüssigkeit. Unregelmäßigkeiten in den Schweißnähten werden unmittelbar nach Entleeren des Beutels sichtbar. Für eine saubere und sichere Aufbewahrung sorgt die hochwertige Alubox.

Box mit 30 x 3 ml Testbeutel
500 701 | 1 Pckg. | € 35,90
€ 30,50

NEU Flüssigkeit jetzt im Beutel –
dadurch einfachere und sauberere Anwendung.

M+W select SEAL TEST

Siegelnaht-Test zur täglichen Überprüfung der Funktion Ihres Folien-siegelgerätes gemäß EN ISO 11607-2.

Heftchenpackung
mit 100 Teststreifen
200 707 | 1 Pckg. | € 36,90
€ 31,30



31,30

M+W select KLASSE 5 INDIKATOR

Indikator zur Kontrolle während des Sterilisationsprozesses im Autoklaven gem. EN ISO 11140-1.

200 Indikatorstreifen
200 702 | 1 Pckg. | € 25,90
€ 21,90



21,90

-15%

M+W select ETIKETTIERER

Etikettiersystem für die Dokumentation auf Sterilgutverpackungen und anschließender Dokumentation in der Patientenakte durch Sandwichetikett.
Auf dem Label werden folgende Daten aufgedruckt:
Personalname oder Personalnummer (5-stellig), Charge bzw. Zyklusnummer (7-stellig), Sterilisationsdatum, Ablaufdatum der Sterilität. Bitte Etiketten mitbestellen, im Lieferumfang sind keine Etiketten enthalten.

Etikettierer
200 710 | 1 Stck. | € 179,00
€ 152,00

Sandwichetiketten,
4 Rollen à 500 Stck.
200 711 | 1 Pckg. | € 31,90

Farbwalze
200 712 | 1 Pckg. | € 16,90



152,-



160,50

M+W select WASHTEST

Test zur Überprüfung der Desinfektions- und Reinigungsleistung des Thermodesinfektors.

100 Tests (ohne Prüfleiste)
200 704 | 1 Pckg. | € 188,90
€ 160,50

Prüfleiste aus Edelstahl
200 705 | 1 Stck. | € 59,90
€ 53,90

M+W select FG-DIAMANTEN BOX

M+W FG-Diamanten überzeugen durch ihre extrem hohe Bruchfestigkeit, effiziente Schneidleistung und lange Standzeiten. Durch das spezielle Triton™ Beschichtungsverfahren wird eine überlegene, dauerhafte Diamantenbindung erzeugt, die eine scharfe und glatte Schneidfähigkeit verstärkt. Die unlösbare ISO-Farbmarkierung verhindert Verwechslungsmöglichkeiten. Computer-gesteuerte Fertigungsverfahren und 100%ige Qualitätskontrollen nach neuesten Richtlinien machen die M+W FG-Diamanten zu einem absolut sicheren und hochwertigen Instrument für den täglichen Einsatz. Die Instrumente sind in einer farbigen Box verpackt – entsprechend der jeweiligen ISO-Farbmarkierung. Die stabile Box sorgt für eine hygienische, sichere Aufbewahrung.

BIS ZU **-16%** ab **9,20**

Internationale Farbcodierung


schwarzer Ring	x-grob	151-181 µm	XC	Grobes Vorschleifen
grüner Ring	grob	150 µm	C	Vorschleifen
blauer Ring	mittel	107-125 µm	M	Universelles Schleifen
roter Ring	fein	64 µm	F	Glätten
gelber Ring	extrafein	30-38 µm	SF	Vorfinieren
weißer Ring	ultrafein	20 µm	UF	Endfinieren und Glätten

Maximale Drehzahlen

ISO-Gr. 1/10 mm	Maximal UpM
007-010	450.000
012-014	450.000
016-018	450.000
021-023	300.000
025-027	160.000
029-031	140.000
033-040	120.000

Packung mit 5 Stck.

Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3
1 Pckg. € 10,90 € 9,20	€ 13,20 € 11,20	€ 17,50 € 14,80



FG-Schaft, 5 Stck.

Kavitätenkugel

Figur	801 009	801 010	801 012	801 014	801 016	801 018	801 021	801 023	802 014	802 017
Größe	-	-	-	400 843	-	-	-	-	-	-
x-grob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
grob	-	-	-	300 821	-	-	-	-	-	-
mittel	300 818	300 819	300 820	300 822	300 823	300 824	300 825	-	300 827	300 828
extrafein	-	-	-	-	-	-	-	300 826	-	-
ultrafein	-	-	-	-	-	-	-	400 848	-	-
Preisgruppe	1	1	1	1	2	2	3	3	1	2

FG-Schaft, 5 Stck.

Kegel umgekehrt, kurz **Kegel umgekehrt, lang**

Figur	805 009	805 010	805 012	805 014	806 012	806 014	Figur	807 013	807 015
Größe	-	-	-	-	-	-	Größe	-	-
mittel	300 829	300 832	300 830	300 831	300 834	300 833	mittel	300 835	300 836
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1	Preisgruppe	1	2

FG-Schaft, 5 Stck.

Diabolo **Birne**

Figur	813 012	813 014	813 016	Figur	830R 009	830R 012	830R 016	830L 012	830L 014	830L 016
Größe	-	-	-	Größe	-	-	-	-	-	-
grob	-	-	-	grob	-	300 841	-	300 844	300 846	-
mittel	300 837	300 838	300 839	mittel	300 840	300 843	300 842	300 845	300 847	300 848
Preisgruppe	1	1	2	Preisgruppe	1	1	2	2	2	2

FG-Schaft, 5 Stck.

Zylinder kurz **Zylinder**

Figur	835 008	835 010	835 012	835 014	835KR 010	835KR 012	Figur	836 010	836 012	837 010	837 012	837 014
Größe	-	-	-	-	-	-	Größe	-	-	-	-	-
x-grob	-	400 844	-	-	-	-	x-grob	-	-	-	400 841	-
Preisgruppe	-	3	-	-	-	-	Preisgruppe	-	-	-	3	-
grob	-	300 850	-	-	-	-	grob	-	-	-	300 860	-
mittel	300 849	300 851	300 852	300 853	300 854	300 855	mittel	300 856	300 857	300 858	300 861	300 863
fein	-	-	-	-	-	-	fein	-	-	-	-	300 862
extrafein	-	-	-	-	-	-	extrafein	-	-	-	300 859	-
Preisgruppe	1	1	1	1	1	1	Preisgruppe	2	2	2	2	2



FG-DIAMANTEN BOX

FG-Schaft,
5 Stck.

Zylinder rund



Figur Größe	881 010	881 012	885 010	885 012
x-grob	-	-	-	400 845
Preisgruppe	-	-	-	3
grob	-	-	-	300 896
mittel	300 892	300 893	300 894	300 897
fein	-	-	-	300 895
extrafein	-	-	-	-
Preisgruppe	2	2	2	2

FG-Schaft,
5 Stck.

Torpedo



Figur Größe	878 012	879 010	879 012	879 014	879 016
x-grob	-	-	-	400 840	-
Preisgruppe	-	-	-	3	-
grob	-	-	300 886	300 889	-
mittel	300 883	300 884	300 887	300 890	300 891
fein	-	-	300 885	300 888	-
extrafein	-	-	-	-	-
Preisgruppe	2	2	2	2	2

FG-Schaft,
5 Stck.

Konus flach

Konus rund



Figur Größe	848 014	848 016	850 012	850 014
mittel	300 864	300 865	300 866	300 867
Preisgruppe	2	2	2	2

FG-Schaft,
5 Stck.

Separierer




Figur Größe	859 010	859 012	859 014	859 016	859 018
mittel	300 868	300 870	300 871	300 873	-
extrafein	300 869	-	300 872	-	300 874
Preisgruppe	2	2	2	2	2

FG-Schaft,
5 Stck.

Knospe

Eiform



Figur Größe	368 016	368 018	368 023	379 023
mittel	300 811	300 813	300 815	-
fein	300 810	-	300 814	-
extrafein	300 812	-	300 816	300 817
Preisgruppe	2	2	3	3
ultrafein	400 850	-	400 846	-
Preisgruppe	3	-	3	-

FG-Schaft,
5 Stck.

Flamme

FG-Schaft,
5 Stck.

Rad



Figur Größe	862 012	863 012	863 014	Figur Größe	909 036
x-grob	-	-	400 842	mittel	300 898
Preisgruppe	-	-	3	Preisgruppe	3
grob	-	-	300 880		
mittel	-	300 877	300 881		
fein	-	300 876	300 879		
extrafein	300 875	300 878	300 882		
Preisgruppe	2	2	2		
ultrafein	400 849	-	400 847		
Preisgruppe	3	-	3		



BOHRERSTÄNDER

NEU


5,80

Bohrerstände aus Kunststoff zur Aufbewahrung von FG-Instrumenten oder WST-Instrumenten, mit Deckel zum Schutz vor Verschmutzung. Unterteil autoklavierbar bis 135 °C.

für 24 FG-Instrumente
200 821 | 1 Stck. | € 6,90
€ 5,80

für 24 WST-Instrumente
200 822 | 1 Stck. | € 6,90
€ 5,80

für 48 FG/WST-Instrumente
200 823 | 1 Stck. | € 6,90
€ 5,80



für 24 WST-Instrumente



für 24 FG-Instrumente



für 48 FG/WST-Instrumente

-16%



BOHRERSTÄNDER

ab 8,60

Für 8 FG-Bohrer und 4 Winkelstückbohrer, 7,6 cm lang, 3,6 cm hoch, farbcodierter Kunststoff, autoklavierbar bis 121 °C, für Thermodesinfektor geeignet.

Farbe

blau	000 617
gelb	000 618
grün	000 619
1 Stck.	€ 10,70 € 9,50
ab 3 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 9,90 € 8,60

-20%
BIS ZU



M+W select RÖNTGEN-CHEMIKALIEN

Röntgen-Chemikalien-Set mit hoher Stabilität, langer Haltbarkeit, hohem Oxydationsschutz. Eignet sich für alle Rollenentwicklungsmaschinen (z. B. DÜRR-Automaten AC 245/XR 24, Gendex, Siemens). Nicht geeignet für Periomat und Velopex-Intra.

Spar-Set:
Konzentrat für 2 Ansätze (für je 2 x 5 l Entwickler und Fixierer)
000 411 | 1 Pckg. | € 67,50
€ 60,75



60,75

M+W select LICHTSCHUTZHÜLLEN

Wirksamer Schutz der Speicherfolien gegen Lichteinfall und Kontamination. Durch die selbstklebenden Laschen sind die Speicherfolien sicher geschützt. Einfaches Entfernen der Hülle durch vertikales Öffnen.

Gr. 0, 22 x 35 mm, 100 Stck.
100 420

1 Pckg. | € 16,90
€ 15,20

Gr. 2, 31 x 41 mm, 300 Stck.
100 421

1 Pckg. | € 33,50
€ 30,10

Gr. 3, 27 x 54 mm, 100 Stck.
100 422

1 Pckg. | € 16,90
€ 15,20



ab 15,20

M+W select FILMTASCHEN 3x4

Filmtaschen 3 x 4 cm, 50 Stck.
043 405 | 1 Pckg. | € 46,90
€ 42,10

Beschriftungskarten
einzeln, 100 Stck.
043 406 | 1 Pckg. | € 20,90
€ 18,80



Klare Hartfolie, für max. 15 Filme, inkl. Beschriftungskarte. Zur Platzoptimierung wurde die Fensterstellung hochkant angeordnet.

42,10

M+W select ENDLOSFILMTASCHEN

Beschriftbare Folie für Filmformate
2 x 3 cm, 3 x 4 cm, 4 x 5 cm.

200 Stck.
043 461
1 Pckg. | € 17,50
€ 15,70



15,70

M+W select AUGENSCHUTZSCHILD LIGHT

Schutzschild für optimalen Schutz der Augenpartie gegen Staub, spritzende Flüssigkeiten und andere Partikel, die zu Verletzungen führen können. Sehr leicht, daher angenehmer Tragekomfort. Reinigung mit Seifenlösung möglich.

je 1 Gestell dunkelblau,
gelb, schwarz, pink, mint,
20 Schutzschilder

100 079 | 1 Pckg. | € 29,90
€ 25,40

25,40

-15%



M+W select HYGIENESCHUTZHÜLLEN OPG

Hygieneschutzhüllen für OPG-Aufbissstücke und Anlagensegmente.

500 Stck.:
45 x 20 mm
100 418
1 Pckg. | € 34,90
€ 31,40

40 x 85 mm
100 419
1 Pckg. | € 34,90
€ 31,40



31,40

M+W select SCHUTZBRILLE LIGHT

Sehr leichte Schutzbrille (nur 22 g) mit einer speziellen Anti-Fog und Anti-Scratch Beschichtung für eine noch längere Lebensdauer. Die Bügel, mit Gummieinlage für einen hohen Tragekomfort, sind in der Länge und Neigung verstellbar. Der Nasensteg ist ebenfalls verstellbar und aus einem weichen Silikon gefertigt, um Druckstellen bei längeren Sitzungen zu vermeiden. UV Schutz gem. EN 166 und EN 170.

Bügel weiß/grün
100 087 | 1 Pckg. | € 12,50
€ 10,60

Bügel weiß/pink
100 088 | 1 Pckg. | € 12,50
€ 10,60

10,60

-15%



M+W select SCHUTZSCHILD LIGHT

Schutzschild für optimalen Gesichtsschutz gegen spritzende Flüssigkeiten, Staub und andere Partikel, die zu Verletzungen führen können. Sehr leicht für einen angenehmen Tragekomfort, einfache Reinigung mit einer Seifenlösung.

1 Gestell, 10 Gesichtsschutzschilder:

transparent
100 076 | 1 Pckg. | € 27,50
€ 23,30

pink transparent
100 077 | 1 Pckg. | € 27,50
€ 23,30

grün transparent
100 078 | 1 Pckg. | € 27,50
€ 23,30

23,30

-15%





HIGHLIGHTS

4
ONE ALL!



NEU



CHROMAVEST

Seite 104

LABOR



Dentale CAD/CAM Materialien
„Made in Germany“ von
Hand gefertigt in unserer
Produktionsstätte in
Hamminkeln am Niederrhein

Forschung und Entwicklung
innovativer Produkte
ist die Basis unseres
gemeinsamen Erfolges


Ausschließliche Verwendung
von Rohmaterialien der
Firma Tosoh / Japan, dem
Weltmarktführer für Zirkondioxyde
für unsere Zirkonprodukte

Whitepeaks ist nach höchsten
Standards zertifiziert –
DIN EN ISO 13485, CE0483 und
USA-FDA Registration Number:
3009409473

M+W select ZIRCON DISC FUSION

Multidimensionales, 9-schichtiges, hochtransluzentes Zirconiumoxid. Im Produktionsprozess werden 5 Schichten voreingefärbte Tosoh Zirconiumdioxid Pulver unterschiedlicher Biegefestigkeit ($\geq 600 - 1100$ MPa) übereinandergelegt, wobei 4 Übergangsschichten gebildet werden. Das Resultat ist ein extrem natürlicher Farbverlauf für lebendige, ästhetische Restaurationen mit bis zu 14 Gliedern.

Farbe	Ø 98 x 14 mm	Ø 98 x 16 mm	Ø 98 x 18 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 25 mm
A1	274 574	274 590	274 606	274 622	274 638
A2	274 575	274 591	274 607	274 623	274 639
A3	274 576	274 592	274 608	274 624	274 640
A3,5	274 577	274 593	274 609	274 625	274 641
A4	274 578	274 594	274 610	274 626	274 642
B1	274 579	274 595	274 611	274 627	274 643
B2	274 580	274 596	274 612	274 628	274 644
B3	274 581	274 597	274 613	274 629	274 645
B4	274 582	274 598	274 614	274 630	274 646
C1	274 583	274 599	274 615	274 631	274 647
C2	274 584	274 600	274 616	274 632	274 648
C3	274 585	274 601	274 617	274 633	274 649
C4	274 586	274 602	274 618	274 634	274 650
D2	274 587	274 603	274 619	274 635	274 651
D3	274 588	274 604	274 620	274 636	274 652
D4	274 589	274 605	274 621	274 637	274 653
1 Stck.	€ 239,00 € 215,00	€ 265,00 € 238,00	€ 289,00 € 259,00	€ 315,00 € 283,00	€ 375,00 € 337,00



M+W select ZIRCON DISC

M+W Zircon Disc mit Schulter eignen sich zur Verwendung im Wieland ZenoTec System und in vielen offenen Systemen.

Ø 98 x 14 mm	Ø 98 x 16 mm	Ø 98 x 18 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 22 mm	Ø 98 x 25 mm
074 937 1 Stck. € 132,00 € 118,00	074 938 1 Stck. € 153,00 € 137,00	074 939 1 Stck. € 164,00 € 147,00	074 940 1 Stck. € 179,00 € 161,00	074 941 1 Stck. € 199,00 € 178,00	074 942 1 Stck. € 223,00 € 199,00



M+W select ZIRCON DISC HT

Hochtransluzentes, isostatisch gepresstes Zirkon. Durch eine hohe Biegefestigkeit können bis zu 14-gliedrige Brückengerüste oder Vollanatomische Restaurationen gefertigt werden. Zur Verwendung in vielen offenen Systemen.

Ø 98 x 14 mm	Ø 98 x 16 mm	Ø 98 x 18 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 22 mm	Ø 98 x 25 mm
274 915 1 Stck. € 142,00 € 127,00	274 916 1 Stck. € 159,00 € 143,00	274 917 1 Stck. € 179,00 € 161,00	274 918 1 Stck. € 189,00 € 170,00	274 919 1 Stck. € 209,00 € 188,00	274 920 1 Stck. € 229,00 € 206,00




M&W select TITAN 5 DISC

Titanblank aus hochwertiger Titan-Aluminium-Legierung (Grade 5), der mit seinen hohen Bruch- und Härtewerten in der Kronen- und Brückentechnik sowie für Steg- bzw. Suprakonstruktionen verwendet werden kann. Für die Verblendung kann jede handelsübliche Titan-Aufbrennkeramik verwendet werden.

ab **116,-**

Ø 98 x 12 mm	Ø 98 x 22 mm
374 931 1 Stck. € 129,00	374 937 1 Stck. € 209,00
€ 116,00	€ 189,00
Ø 98 x 13,5 mm	Ø 98 x 24,5 mm
374 932 1 Stck. € 145,00	374 938 1 Stck. € 225,00
€ 130,00	€ 203,00
Ø 98 x 15 mm	
374 933 1 Stck. € 159,00	
€ 143,00	
Ø 98 x 16 mm	
374 934 1 Stck. € 165,00	
€ 149,00	
Ø 98 x 18 mm	
374 935 1 Stck. € 183,00	
€ 165,00	
Ø 98 x 20 mm	
374 936 1 Stck. € 199,00	
€ 179,00	



M&W select COCR SUPER DISC

CoCr-Discs sind isostatisch, pulvermetallurgisch gefertigte, harte CoCr-Blanks. Die hartfräsende Kobalt-Chrom-Disc ist nickel- und berylliumfrei. Das Metall ist laserfähig und durch seine gute Homogenität leicht zerspannbar wodurch eine schnellere Fräsgeschwindigkeit ermöglicht wird. Speziell für die Anforderungen der CAD/CAM-Technik abgestimmt. Mit Schulter.

ab **235,-**

Ø 98 x 12 mm
474 920 1 Stck. € 260,00
€ 235,00
Ø 98 x 13,5 mm
474 921 1 Stck. € 275,00
€ 248,00
Ø 98 x 15 mm
474 922 1 Stck. € 295,00
€ 265,00
Ø 98 x 18 mm
474 923 1 Stck. € 335,00
€ 303,00
Ø 98 x 20 mm
474 924 1 Stck. € 359,00
€ 323,00
Ø 98 x 24,5 mm
474 925 1 Stck. € 399,00
€ 359,00



M&W select PEEK-RONDEN

Biokompatibler, allergiefreier Hochleistungskunststoff aus Polyetheretherketon (PEEK) zur Herstellung von Kronen, Brücken, Prothesenbasen, metallfreien Suprakonstruktionen sowie für primäre, sekundäre und tertiäre Konstruktionen. Dieses flexible und geschmacksneutrale Material bietet durch sein geringes Gewicht einen hohen Tragekomfort, zudem ist es durch seine glatte Oberflächenstruktur sehr Plaque resistent.

Farbe	Ø 98 x 15 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 25 mm
hellgrau (light)	374 907	374 908	374 909
Dentin A2 (medium)	374 910	374 911	374 912
pink (rose)	374 913	374 914	374 915
1 Stck.	€ 209,00	€ 235,00	€ 280,00
	€ 189,00	€ 212,00	€ 252,00



ab **189,-**

M&W select SCAN SPRAY

Extraoral anwendbares Pulverspray zur Verbesserung der optischen Eigenschaften von Modellen bei der Aufnahme per Scanner oder Kamera in der CAD/CAM-Technik. Trocknet schnell, extra feiner Sprühnebel, sehr ergiebig, leicht zu reinigen, hoher Detailgrad.

75 ml	
000 906 1 Dose € 19,80	
€ 16,90	
200 ml	
900 906 1 Dose € 28,80	
€ 24,50	



ab **16,90**

M&W select SCAN SPRAY PREMIUM

Die neu konzipierte Verneblungsdüse sorgt für einen noch feineren Sprühfilm und sichert somit die exakte Darstellung der Kanten und Oberflächen des zu scannenden Objektes. Das Material weist ein hervorragendes homogenes Ausprühverhalten auf, so dass es auf einer sehr glatten Oberfläche sehr gute Haftwerte besitzt. Somit lassen sich auch hervorragend Metallteile mit diesem Spray abdecken ohne einen zu hohen Anteil aufzutragen. Das direkt auf das Gipsmodell aufgesprühte Material kann ganz einfach schnell und schonend mit einem Dampfstrahler vom Gipsmodell entfernt werden, zusätzlich ist es für alle CAD/CAM-Systeme geeignet. Nur für den extraoralen Gebrauch anzuwenden!

200 ml	
093 991 1 Dose € 30,90	
€ 26,40	



26,40

M+W select KOPIFOLIEN

KOPIDUR

Transparente hartelastische Platte, verbindet sich mit Autopolymerisat.

Anwendung: Aufbiss-, Miniplast- und Retentionsschienen, prov. Kronen und Brücken, Fluorid- und Interimsschienen.

Ø 120 mm:	
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.	
266 965 1 Pckg. € 16,20	€ 14,50
Stärke 1,5 mm, 10 Stck.	
266 966 1 Pckg. € 18,80	€ 16,90
Stärke 2,0 mm, 10 Stck.	
266 967 1 Pckg. € 24,90	€ 22,50
Ø 125 mm:	
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.	
266 968 1 Pckg. € 17,20	€ 15,50
Stärke 1,5 mm, 10 Stck.	
266 969 1 Pckg. € 19,80	€ 17,90
Stärke 2,0 mm, 10 Stck.	
266 970 1 Pckg. € 25,90	€ 23,30

KOPISOFT

Gummiartige weichelastische Folie, die sich nicht mit Autopolymerisat verbindet.

Anwendung: Mundschutz, Knirscherschutz, Positioner und Dublierformen.

Ø 120 mm:	
Stärke 1,5 mm, 10 Stck.	
266 975 1 Pckg. € 15,80	€ 14,20
Stärke 2,0 mm, 10 Stck.	
266 976 1 Pckg. € 19,90	€ 17,90
Stärke 3,0 mm, 10 Stck.	
266 977 1 Pckg. € 26,50	€ 23,90
Ø 125 mm:	
Stärke 1,5 mm, 10 Stck.	
266 978 1 Pckg. € 15,80	€ 14,20
Stärke 2,0 mm, 10 Stck.	
266 979 1 Pckg. € 19,90	€ 17,90
Stärke 3,0 mm, 10 Stck.	
266 980 1 Pckg. € 26,50	€ 23,80

KOPILEN

Diese zähelastischen Folien verbinden sich nicht mit Autopolymerisat.

Anwendung: Bleich-, Ätz- und Medikamentenschienen, Bracket-Transfermasken, Gießmasken für prov. Kronen und Brücken, Gusskäppchen und Dublierformen.

Ø 120 mm:	
Stärke 0,5 mm, 10 Stck.	
366 909 1 Pckg. € 7,90	€ 7,10
Stärke 0,8 mm, 10 Stck.	
266 972 1 Pckg. € 11,50	€ 10,40
Ø 125 mm:	
Stärke 0,5 mm, 10 Stck.	
366 908 1 Pckg. € 8,20	€ 7,40
Stärke 0,8 mm, 10 Stck.	
266 974 1 Pckg. € 11,90	€ 10,70

KOPISOFT BLEACH

Diese elastische Folie ist speziell zur Herstellung von Bleichschienen geeignet. Sie verbindet sich nicht mit Acrylat.

Ø 120 mm:	
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.	
366 911 1 Pckg. € 15,50	€ 13,90
Ø 125 mm:	
Stärke 1,0 mm, 10 Stck.	
366 913 1 Pckg. € 15,50	€ 13,90



ab 7,¹⁰

M+W select WACHSBISSWÄLLE

Bisswälle in Hufeisenform. Wir liefern in opaken Farben aus, was eine optische Beurteilung wesentlich vereinfacht. Sehr gute Qualität, deutscher Hersteller.

100 Stck.

gelb, weich	600 894
orange, mittel	600 895
rosa, hart	600 896
je Pckg.	€ 29,90
	€ 26,90



26,⁹⁰

M+W select ROCKTABS

Bindemittel für Dentalgipse und phosphatgebundene Einbettmassen im Gipsabscheider. Selbst durch regelmäßige Reinigung von Gipsabscheidern können Ablagerungen im Abflussrohr nicht vermieden werden. Zwischen 15% und 40% der beim Trimmen anfallenden Gipse setzen sich in herkömmlichen Gipsauffangbecken nicht ab und führen über kurz oder lang zu Rohrverschlüssen. Eine Tablette pro Woche genügt und klares Wasser fließt ab.

10 Stck. inkl. Einhängkorb	
093 970 1 Pckg. € 26,20	€ 23,60
25 Stck. inkl. Einhängkorb	
093 971 1 Pckg. € 63,80	€ 57,50



ab 23,⁶⁰

M+W select FOLIENSCHERE

Edelstahl, rostfrei, 11,5 cm.

gerade	
181 969 1 Stck. € 9,20	€ 7,80
gebogen	
181 970 1 Stck. € 9,20	€ 7,80



7,⁸⁰

M+W select FÜLLGRANULAT

Zum Einbetten der Modelle im Tiefziehgerät. Für alle Tiefziehgeräte geeignet (bleihaltig, nicht magnetisch).

1,2 kg	
015 942 1 Pckg. € 36,90	€ 33,20



33,²⁰

M+W select SUBIBOND SEKUNDENKLEBER

Universeller Cyanoacrylatkleber mit besonders hoher Klebekraft. Klebt in Sekunden alle Materialien. Der niedrigviskose Kleber dient zur Anwendung bei grazilen Klebearbeiten, z. B. gebrochenen Stümpfen bei Sägemodellen. Für grob gebrochene Objekte mit kleinen Lücken, die gefüllt werden müssen, ist der mittelviskose Kleber bestens geeignet. Lagerstabil bis zu 1 Jahr. Lagerung: kühl, trocken und dunkel.

Viskosität	5 g	10 g
niedrigviskos	093 980	093 981
mittelviskos	093 982	000 905
je Fl.	€ 3,30	€ 3,90
	€ 2,80	€ 3,30
ab 5 Flaschen, je Fl.	€ 2,90	€ 3,50
	€ 2,30	€ 2,90



ab 2,³⁰

BIS ZU
-30%

M+W select CERAMIC-SEP

Hervorragendes langanhaltendes Trennmittel für Gips gegen Keramik. Das Liquid verbrennt rückstandsfrei und gibt keine Verfärbung an die Keramik weiter.

20 ml
245 914
1 Fl. | € 19,80
€ 17,80



17,⁸⁰

M+W select LAUBSÄGEN

Laubsägebogen und -blätter für Metalle. Länge 130 mm.

Sägebogen
031 916 | 1 Stck. | € 24,90
€ 21,20

Sägeblätter, 12 Stck.:
mittel (2)
031 917 | 1 Pckg. | € 5,00
€ 4,20

fein (1)
031 918 | 1 Pckg. | € 5,00
€ 4,20

x-fein (2/0)
031 919 | 1 Pckg. | € 5,00
€ 4,20



ab 4,²⁰

M+W select PRESS-STEMPEL

Für alle Presskeramiken. L35 mm x Ø13 mm.

Alox-Mehrweg
245 915 | 1 Stck. | € 36,80
€ 33,20

Einweg, 50 Stck.
245 916 | 1 Pckg. | € 63,80
€ 57,50



ab 33,²⁰

M+W select VAPORBOY

Dieser manuell zu befüllende Dampfstrahler eignet sich hervorragend zur Reinigung zahntechnischer Arbeiten und verschmutzter Instrumente. Wachs, Fette, Isoliermittel und Schmutz lassen sich mit dem starken Satttdampf schonend und schnell entfernen. Die Einhandbedienung und der regelbare Druck ermöglicht ein praktisches, unkompliziertes Arbeiten. Eine Kontrollleuchte zeigt an, wenn der Wassertank leer ist und neu befüllt werden muss.

Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V / 50 - 60 Hz
Aufnahmeleistung: 1.100 W
Maße (H x B x T): 290 x 330 x 330 mm
Gewicht: 9 kg
Druck: 0 - 4 bar
Tankvolumen: 3,5 l
Garantie: 2 Jahre

Abdampfgerät
000 994 | 1 Stck. | € 999,00
€ 839,00*

* Nettopreise - kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



839,-*

M+W select WACHSHAFTGRUND

Rückstandsfrei verbrennender Kleber zur Fixierung von Wachsfertigteilen auf Duplikatmodellen aus Einbettmasse. Wachshaftgrund wird dünn aufgetragen, um das Anhaften der Fertigteile am Duplikat zu gewährleisten. Durch den enthaltenen Verdüner ist ein Austrocknen des Klebers ausgeschlossen.

30 ml
000 925
1 Fl. | € 10,95
€ 9,90



9,⁹⁰

M+W select EASY-FIRE NEU

Der kleinste und platzsparendste Keramikbrennofen für Zahnärzte und Dentalabore. Mit dem EASY-FIRE lassen sich ganz schnell und unkompliziert Keramikarbeiten farblich charakterisieren oder glasieren. Durch die grazile und leichte Bauweise ist das Gerät ebenfalls bestens dafür geeignet um direkt vor Ort schnelle Farb-/Korrekturbrände vorzunehmen. Es wird keine Vakuumpumpe benötigt. Leichte und intuitive Bedienung mittels Drehknopf, 9 Programmspeicherplätze, Aufheizrate und Endtemperatur frei einstellbar.

Technische Daten:
 Spannung: 230 V / 50 – 60 Hz
 Leistung: 800 W
 Temperatur: max 1.100 °C
 Heizrate: 25°C/min
 Maße Gerät (L x B x H): 205 x 155 x 220 mm
 Maße Brennguträger (L x B): 55 x 55 mm
 Gewicht: 3,6 kg
 Garantie: 1 Jahr


Lieferumfang:

- Keramikbrennofen
- Netzstecker
- Brennguträger

245 930 | 1 Stck. | € 1.590,00
 € 999,00*

Brennguträger
 245 931 | 1 Stck. | € 12,90
 € 11,60

*Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



999,-* **-37%**

M+W select POWER TRIMM VD

Leistungsstarker Gipstrimmer mit schwingungsarmem und laufruhigem Motor. Die einstellbare Wasserzufuhr erfolgt über eine breitflächige Düsenanordnung. Die verbaute Trimmerscheibe ist volldiamantiert und sorgt für einen guten Abtrag. Zudem lässt sich die Modellauflageplatte anwinkeln.

Technische Daten:
 Spannung: 220 V
 Drehzahl: 2800 U/Min.
 Leistung: 550 W
 Gewicht: 30 kg
 Maße (H x B x T): 38 x 39 x 37 cm
 Arbeitsausschnitt (B x H): ca. 13 x 15 cm
 Trimmertisch (B x H): ca. 14 x 11,5 cm
 Garantie: 1 Jahr

Lieferumfang:

- Trimmer inkl. Volldiamantscheibe
- Zu-/Ablaufschlauch (Ablaufschlauch ausziehbar)
- Schlauchschellen am Gerät, sowie ein Imbusschlüssel zur Trimmerscheiben-De- und Montage

300 907
 1 Stck. | € 998,00
 € 799,00*

*Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



Volldiamantiert

799,-*

ZUBEHÖR FINDEN SIE UNTER WWW.MWDENTAL.DE

M+W select INDU-HEAT

Induktionsheizgerät zur Erwärmung von Wachs-messern, Sonden und anderen dentalen Instrumenten.

Induktionsheizgerät
 300 905 | 1 Stck. | € 239,00
 € 179,00*

Technische Daten:
 Spannung: 230 V
 Leistung: 100 W
 Maße (H x B x T): 95 x 92 x 270 mm
 Gewicht: 550 g
 Garantie: 1 Jahr

*Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



-25%

179,-*

ZUBEHÖR FINDEN SIE UNTER WWW.MWDENTAL.DE

M+W select K-60 MASTER

Hochleistungs-Mikromotor für den gesamten Laboralltag. Durch das ergonomisch geformte Handstück, wird das Gewicht gut verteilt, was für ein ermüdungsfreies Arbeiten sorgt.

Technische Daten:
 Spannung: 230 V / 60 Hz
 Leistung: 230 W
 Drehmoment: 16 Ncm
 Drehzahl: 1.000 – 60.000 U/Min
 Maße Steuergerät (L x B x H): 263 x 96 x 230 mm
 Maße Handstück (Ø x L): 25 x 162 mm
 Gewicht Steuergerät: 2,6 kg
 Gewicht Handstück: 0,36 kg
 Garantie: 1 Jahr

- Als Knie- oder Tischversion anwendbar
- Automatiklauf
- Drehzahl einstellbar von 1.000 – 60.000 U/Min.
- Vor- und Rücklauf
- Bürstenloses und leichtes Handstück
- Geringe Vibration, hochwertige Kugellager
- Höchstes Drehmoment mit 16 Ncm
- Schnellspanner
- Servicefreundlich (einfacher Lagerwechsel)

Lieferumfang:

- Steuereinheit (Knie)
- Handstück mit Kabel
- Fußschalter
- Handstückablage

094 952 | 1 Stck. | € 999,00
 € 819,00*

*Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



819,-*

M&W select SIOPLAST LAB TOUCH

2-Komponenten-Knetsilikon (additionsvernetzend) für höchste Präzision. Durch die softe Eigenschaft erzielt das Material eine noch präzisere Detailwiedergabe. Die dennoch hohe Endhärte von Shore A 80 sorgt für gute Stabilität. Beide Komponenten lassen sich sehr leicht miteinander vermischen, was eine perfekte Homogenität gewährleistet. Das Knetsilikon lässt sich ohne großen Druck leicht adaptieren weshalb die Gefahr, dass sich beispielsweise die Modellierung verdrückt, ausgeschlossen ist. Farbe: violett – blau.

2 x 420 ml A+B

053 232 | 1 Pckg. | € 58,50
€ 52,50

2 x 2.770 ml A+B

053 233 | 1 Pckg. | € 238,00
€ 214,00

- Sehr exakte Detailwiedergabe
- Shore A 80
- Einfach und problemlos 1:1 an zu mischen
- Kochfest



ab 52,50

M&W select SIOPLAST LAB

2-Komponenten-Knetsilikon (additionsvernetzend) für die anspruchsvolle Zahntechnik.

- Optimale Shore-Härte (Shore A 90)
- Einfach und problemlos 1:1 anzumischen
- Kein Pastenhärter notwendig, daher sauberes Arbeiten
- Hohe Dimensionsstabilität
- Exakte Detailwiedergabe
- Kochfest

je 420 ml A+B (ca. 1,6 kg)

053 245 | 1 Pckg. | € 47,50
€ 42,70

je 2.770 ml A+B (ca. 10 kg)

053 246 | 1 Pckg. | € 189,80
€ 170,00



ab 42,70

M&W select SIOPLAST LAB TRANSPARENT

Additionsvernetztes Kartuschenmaterial. Das transparente Vorwallasilikon ist hervorragend geeignet zur Abformung von WAX-up's oder teilprothetischen Fertigstellungen. Das Material ermöglicht die Lichtpolymerisation von lichthärtenden K+B Kunststoffen durch den Vorwall und dient auch als einfache Sichtkontrolle bei Komplettierungen von teilprothetischen Fertigstellungen mit Prothesenkunststoffen. Das 1:1 Silikon ist dimensionsstabil, reißfest und verfügt über eine Endhärte von Shore A 70.

2 x 50 ml + Tips

300 975 | 1 Pckg. | € 34,80
€ 31,30

Sioplast T Pastenhärter, 60 ml

153 900 | 1 Tube | € 13,25
€ 12,70

ab 3 Tuben | je Tube | € 12,75
€ 11,90



ab 11,90

M&W select SIOPLAST-T

Extraharte Silikonknetmasse speziell für den Einsatz in der Zahntechnik. Weiche, geschmeidige Anfangskonsistenz, klebefrei, hitzebeständig, hohe Dimensionsstabilität, exakte Detailwiedergabe. Problemlose Anwendung bei Kalt- und Heißpolymerisation. Kurze Abbindezeit durch »Speed-Pastenhärter«.

Farbe:
• mint-grün (Shore A 85)
• violett-rot (Shore A 95)

ab 11,90

	Dose, 900 ml (1,6 kg)	Eimer, 5,1 (10 kg)
Shore A 85	053 250	053 251
Shore A 95	300 977	300 978
je Pckg.	€ 21,80 € 19,70	€ 87,50 € 79,50

Sioplast T Pastenhärter, 60 ml

153 900 | 1 Tube | € 13,25
€ 12,70
ab 3 Tuben | je Tube | € 12,75
€ 11,90



M&W select POLY RESIN

Schnellhärtender rückstandsfrei verbrennender Modellierkunststoff (Kaltpolymerisat), geeignet für: Konuskronen, Geschiebe- und Sekundärteile, Teleskopkronen, Riegelkonstruktionen, Ankerbandkronen etc., Inlays, Subligambügel, Palatinalkonstruktionen, Verbindungsstelle, Klammern, Lötfixierung bei der Einbettung.

SET (50 ml Flüssigkeit, 100 g Pulver, 1 Silikonbecher 5 ml, 3 PE-Becher 25 ml, Pinsel:

rot
093 983 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 35,90

dentin
093 984 | 1 Pckg. | € 39,90
€ 35,90

Flüssigkeit:
100 ml
093 985 | 1 Pckg. | € 25,80
€ 23,20

250 ml
093 986 | 1 Pckg. | € 46,80
€ 42,00

Pulver, rot:
100 g
093 987 | 1 Pckg. | € 25,80
€ 23,20

300 g
093 988 | 1 Pckg. | € 53,20
€ 47,80



ab 23,20

M&W select CHROMASIL

Dünnfließende Dubliermasse auf der Basis additionsvernetzender Silikone. Die Schrumpfung liegt unter 0,1%. Die Dublierung ist mehrfach ausgießbar, das Material ist äußerst reißfest. Die Entformung kann bereits nach 20 Min. erfolgen. Shore A 17, Farbe: rotbraun.

je 1 kg A + B
000 982 | 1 Pckg. | € 72,90
€ 65,00

je 5 kg Kanister A + B
000 981 | 1 Pckg. | € 335,00
€ 299,00



ab 65,-

M&W select CHROMASIL FAST

Ein schnellhärtendes additionsvernetzendes 1:1 Dubliersilikon mit einer Aushärtezeit von nur 10 Minuten. Dadurch wird ein schnelles und zeitsparendes Arbeiten ermöglicht. Die sehr dünnfließende Konsistenz besitzt die besten mechanischen Eigenschaften und dient hervorragend zur Herstellung äußerst dimensions- und detailgenauer Negativformen. Zusätzlich unterstützt die helle Einfärbung eine optimale Oberflächenkennzeichnung. In der Endkonsistenz ist das Material bei hoher Reißfestigkeit sehr flexibel und lässt sich daher leicht entformen, insbesondere bei Unterschnitten.

Härte	je 1 kg A+B	je 5 kg Kanister A+B
Shore A 17	000 971	000 972
Shore A 26	193 994	-
je Pckg.	€ 74,90 € 67,00	€ 349,00 € 309,00



BIS ZU -11% ab 67,-

M&W select PINBOHRER

Aus Hartmetall gefertigte Pinbohrer für alle gängigen Pin-Systeme im Dentalbereich. Bei einer 0-Stellung des Pingerätes und einem aufgesperrten Ring werden die Bohrlöcher immer in der exakt gewünschten eingestellten Tiefe gebohrt. Ein lästiges Nachjustieren und zeitraubendes Kürzen des Bohrers entfällt durch den aufgesperrten Ring vollständig. Der Bohrer wird in die Spannzange bis zum Ringsanschlag eingesetzt und verhindert somit das Nachrutschen des Bohrers.

Pinbohrer mit Ø = 3,00 mm Schaft, geeignet für CL-PS-, Gamundia-, SAM-Systeme und Bi-Pin-Serie von Renfert

Pin-Stufenbohrer mit Ø = 3,00 mm Schaft, geeignet für das Pindex-System

Pinbohrer-konisch mit Ø = 3,00 mm Schaft, geeignet für Zeiser-, Giroform-, Combiflex- und LukaBase-System

Pin-HS-Bohrer mit Ø = 2,35 mm Schaft, geeignet für Bi-Pin-Serie Renfert und das Bohren mit dem Handstück

Pinbohrer:

Ø = 1,58 mm, S = 3,00 mm

600 920 | 1 Stck. | ~~€ 10,80~~
€ 9,70

Ø = 1,60 mm, S = 3,00 mm

600 921 | 1 Stck. | ~~€ 10,80~~
€ 9,70

Ø = 1,62 mm, S = 3,00 mm

600 922 | 1 Stck. | ~~€ 10,80~~
€ 9,70

Pin-Handstückbohrer:

Ø = 1,60 mm, S = 2,35 mm

600 927 | 1 Stck. | ~~€ 20,80~~
€ 18,70

Ø = 2,00 mm, S = 2,35 mm

600 928 | 1 Stck. | ~~€ 20,80~~
€ 18,70

Pin-Stufenbohrer:

Ø = 1,98 mm, S = 3,00 mm

600 923 | 1 Stck. | ~~€ 22,80~~
€ 20,50

Ø = 2,00 mm, S = 3,00 mm

600 924 | 1 Stck. | ~~€ 22,80~~
€ 20,50

Ø = 2,02 mm, S = 3,00 mm

600 925 | 1 Stck. | ~~€ 22,80~~
€ 20,50

Pinbohrer-konisch:

Ø = 2,30 mm, S = 3,00 mm

600 926 | 1 Stck. | ~~€ 23,90~~
€ 21,50



ab **9,70**

M&W select POLYLUX LED NEU

Kompaktes LED-Lichtpolymerisationsgerät zum Aushärten von Löffelmaterialien, lichterhärtender Wachs, Versiegelungslacke und anderer Materialien. Durch die LED-Technik entsteht so gut wie keine Inhibitionsschicht. Durch den erweiterbaren Polymerisationsraum, kann das Gerät um 24 mm erhöht werden.

- 17 LED im Wellenbereich 365 nm bis 405 nm
- Softstart
- Timer-Zeiten 30, 60, 120 Sekunden
- Erweiterbarer Polymerisationsraum

Technische Daten:

Spannung: 240 V
Leistung: 14 W
Maße (H x B x T): 210 x 192 x 105 mm
Lichtraum (Standard) (H x B x T):
120 x 100 x 50 mm
Wellenbereich: 365 – 405 nm
Garantie: 1 Jahr

Lieferumfang:

- LED-Licht härtegerät inkl. Netzteil
- Polymerisationsraumerweiterung

115 980 | 1 Stck. | ~~€ 195,00~~
€ 159,00*

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



159,-* **-18%**

M&W select LC-LIQUID NEU

250 ml

245 917 | 1 Fl. | ~~€ 14,80~~
€ 13,30

1 l

245 918 | 1 Fl. | ~~€ 49,90~~
€ 44,90

Reinigungsflüssigkeit zum Entfernen der klebrigen Inhibitionsschicht nach dem Licht härten.



ab **13,30**

M&W select LC LÖFFELPLATTEN

Mit diesen Löffelplatten wird das Anfertigen von Funktionslöffeln und Bisschablonen kinderleicht. Die vorgeformten Platten werden einfach auf das ausgeblockte und isolierte Gipsmodell adaptiert, die Überschüsse entfernt und anschließend ca. 5 Minuten lang im LC-Gerät polymerisiert. Diese Löffel sind absolut verwindungsstabil und können sofort verwendet werden. Kein stechender Monomergeruch – gleichmäßige Schichtstärke von 2,3 mm und Formstabilität sind weitere Vorteile.

48,50

Farbe	OK-Platten, 50 Stck.	UK-Platten, 50 Stck.
natur	500 401	500 403
rosa	500 402	500 404
je Pckg.	€ 53,90 € 48,50	€ 53,90 € 48,50



M&W select LC LÖFFELPLATTEN PREMIUM

Premium-Qualität mit 25% höherer Biegefestigkeit. Die vorgeformten Platten sind zur Fertigung individueller Abformlöffel, Erarbeitung von Basen für Bisschablonen und zur Anfertigung von Bissregistraten hervorragend geeignet. Das lästige Kleben der Inhibitionsschicht konnte deutlich verringert werden, somit wurde die Handhabung erheblich erleichtert. Der leichte Pfefferminzgeruch macht das Arbeiten sehr angenehm. Bei Tageslicht ist das Material lange zu verarbeiten, unter Halogenlicht erfolgt aber eine schnelle Aushärtung (3 – 5 Min.). Durch die ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften lassen sich sehr stabile und bruchfeste Löffel und Bisschablonen herstellen.

Farbe	OK-Platten, 50 Stck.	UK-Platten, 50 Stck.
rosa	498 908	498 929
transparent	498 909	498 930
je Pckg.	€ 62,90 € 56,50	€ 62,90 € 56,50



56,50

M+W select AUSBLOCKWACHS

Für die Modellgusstechnik zum Ausblocken und Parallelsieren der Klammerzähne. Gut zu schaben und zu schneiden, sehr glatte Oberfläche. Schmiert nicht, ist leicht ausbrüh- oder abdampfbar.

rosa, 70 g
300 937 | 1 Dose | € 13,20
€ 11,90



11,90

M+W select AUSBLOCKWACHS ZUM KNETEN

Für die Modellgusstechnik. Wiederverwendbar, leicht zu kneten. Spart Dubliersilikon. Klebt nicht, Reste sind abbrühbar.

rot, 750 g
200 979 | 1 Pckg. | € 55,40
€ 49,90



49,90

M+W select KRONENWACHS

Abgestimmte Erstarrungstemperaturen (80 - 83 °C) und Härten. Dimensionsstabil und verzugsfrei, mit hoher innerer Festigkeit. Hart, aber nicht spröde. Gut zu schaben, schmiert nicht, verbrennt rückstandslos.

dunkelblau, 70 g
300 930 | 1 Dose | € 10,90
€ 9,80



9,80

M+W select MODELLIERWACHS OPAK

Dieses Modellierwachs zeichnet sich durch beste Modellier- und Schabeigenschaften aus. Hohe Gehalte an Mikrowachsen machen es hart, aber nicht spröde, daher sehr gut fräsbearbeitbar. Die opaken Bestandteile der Wachs bewirken eine optimale Streuung und Reflexion des Lichtes in der Weise, dass das Kauflächenrelief sehr plastisch hervortritt. Durch geringe Anteile von Pigmentfarbstoffen für die Presskeramik nicht geeignet.
hart = Erstarrungspunkt 80 °C
extrahart = Erstarrungspunkt 85 °C

Härte / Farbe	70 g
hart, opak-grau	300 933
extrahart, opak-beige	300 934
extrahart, opak-dentin	300 935
1 Pckg.	€ 12,90 € 11,60



11,60

M+W select CERVICALWACHS

Leichtfließend für einen exakten Randschluss. Gut zu schaben, schmiert nicht und verbrennt rückstandslos. Erstarrungspunkt 60 - 64 °C.

rot, 70 g
300 932 | 1 Dose | € 11,90
€ 10,70




10,70

M+W select FRÄSWACHS

Erstarrungspunkt 67 °C, mit hoher innerer Festigkeit und Härte. Gute Spanbildung und glatte Fräsflächen. Verbrennt rückstandslos.

blau, 70 g
300 931 | 1 Dose | € 10,90
€ 9,80



9,80

M+W select OCCLUSIONSSPRAY PLUS

Punktgenaue Dosierbarkeit durch Metall-Präzisionsprühröhrund Spezialventil. Der Pigmentfilm lässt sich schichtweise aufbauen und zeichnet ab 7 - 10 µm. Sehr feinkörnig. Lässt sich leicht wieder mit Wasser entfernen. Ein Occlusionsspray der Extraklasse mit ozonunschädlichem Treibgas. Farbe grün.

75 ml Dose + Metallprühröhr
000 951 | 1 Dose | € 13,50
€ 12,50
ab 5 Dosen | je Dose | € 12,50
€ 11,90



ab 11,90

M+W select OCCLUSIONS-SPRAY

FCKW-frei, mit ozonunschädlichem Treibmittel. Besonders feiner, farbsterker Film. Wachsfrei, ohne Lösungsmittel. Auch trockene Modelle werden wieder sauber. Toxikologisch absolut unbedenklich. Ausreichend für ca. 600 Applikationen.

Farbe	75 ml
grün	000 990
rot	000 991
je Dose	€ 9,60 € 8,90
ab 10 Dosen einer Farbe, je Dose	€ 8,99 € 7,90



ab 7,90

BIS ZU
-18%

VERBESSERTE
REZEPTUR

M+W select OCCLUSIONSSPRAY LAB

Hochwertiges Labor Occlusionsspray mit feinem Sprührohr für eine punktuelle Markierung. FCKW-frei, mit ozonunschädlichem Treibmittel. Besonders feiner und matter Farbfilm (Korngröße 5 – 7 µm). Wachsfrei, ohne Lösungsmittel. Auch trockene Modelle werden wieder sauber. Toxikologisch absolut unbedenklich. Ausreichend für ca. 600 Applikationen.

grün, 75 ml
094 990 | 1 Dose | € 9,40
€ 8,90

rot, 75 ml
094 991 | 1 Dose | € 9,40
€ 8,90

ab 10 Dosen
einer Farbe | je Dose | € 8,90
€ 8,40

ab 8,40



M+W select BRENNERGAS

Für Laborbrenner der verschiedensten Typen (Blue-Flame, Kager, Kisag etc.). Mit ozonfreundlichem Treibgas. Die Flammentemperatur erreicht je nach Brenner bis ca. 1.200 °C.

400 ml
000 919 | 1 Dose | € 5,60
€ 4,70

4,70



M+W select KERAMIK-ISOLIERSTIFT

Der doppelendige Stift ist getränkt mit einer Spezialisolation Gips gegen Keramik. Mit der dünnen Spitze lässt sich die Isolierung gezielt punktuell auftragen, das breite Ende eignet sich hervorragend für größere Flächen.

198 964 | 1 Stck. | € 25,20
€ 22,60

22,60



M+W select BLOC OUT

Universeller lichthärtender Kunststoff zum Ausblenden von Unterschnitten an Gipsmodellen und als Platzhalter bei Bleachingstadien oder Medikamententräger vor dem Tiefziehen.

3 ml Spritze
4 Applikationskanülen
198 938
1 Pckg. | € 15,90
€ 13,50

-15% 13,50



M+W select KERAMIK-ÄTZGEL

5%ige Fluorwasserstoffsäure zum Ätzen von Keramikrestorationen. Die Haftung zwischen Keramikoberfläche und Befestigungscompositen wird durch die Herstellung eines retentiven Ätzmusters erhöht. Eine optimale Gel-Konsistenz ermöglicht eine leichte und präzise Applikation.

6 ml
000 989 | 1 Fl. | € 38,50
€ 35,50
ab 3 Fl. | je Fl. | € 37,50
€ 34,50

ab 34,50



M+W select BLUE-TEC LC

3 g Spritze, 2 Kanülen
093 972 | 1 Pckg. | € 19,50
€ 17,50

4 x 3 g Spritzen, 8 Kanülen
093 973 | 1 Pckg. | € 69,50
€ 62,50

Lichthärtender Modellierkunststoff.

ab 17,50



M+W select PERMABOND PINK

Rosa Pastenopaker, der bereits einen Haftvermittler enthält. In der Modellgusstechnik deckt er perfekt Retentionen ab, ohne dass das Gerüst vorher mit einem Metall-Primer behandelt werden muss. Das Material wird in einer dünnen Schicht auf den Modellguss aufgetragen und anschließend lichtpolymerisiert.

5 g
500 941 | 1 Stck. | € 118,90
€ 107,50

107,50



M+W select ATTACHMENT-KLEBER NEM

Der Attachmentkleber ist ein Zweikomponenten-Compositekleber in der Farbe gelb zur Befestigung von prothetischen Halteelementen aus NEM. Metallteile können somit spannungsfrei direkt auf dem Arbeitsmodell verklebt werden. Ein hoher Anteil an anorganischen Füllstoffen gewährleistet eine hohe Endhärte und somit die erforderliche Stabilität.

2 x 2,5 g Doppelspritze,
inkl. 5 Mischkanülen
074 924 | 1 Pckg. | € 44,90
€ 39,90

Mischkanülen braun, 10 Stck.
074 922 | 1 Pckg. | € 6,95
€ 6,20



39,90

M+W select DIAMANTPOLIERPASTE

Wasserlösliches Diamantpoliermittel mit hochwertigem Naturdiamanten in einer gleichmäßigen Korngröße von 2 µm für die Hochglanzpolitur auf Keramik, Edelmetallen und NEM-Aufbrennlegierungen. Durch die Dosierspritze ist eine sehr sparsame Anwendung möglich.

Spritze mit 5 g
081 990 | 1 Stck. | € 23,90
€ 21,50

21,50



M+W select FLOW FIX

Fließfähige Brennpaste zur Objektfixierung grazieller Keramikarbeiten auf Brennguträgern und Pins. Durch die cremige Konsistenz lassen sich die Restaurationen leicht mit dem Material verbinden und auch nach dem Brennvorgang rückstandslos entfernen.

10 g
245 913 | 1 Stck. | € 15,90
€ 14,30

14,30



M+W select CHROMALLOY MG

Nichtedelmetall-Gusslegierung auf Kobaltbasis für die Modellgusstechnik gemäß DIN EN ISO 22674, Typ 5. M+W Chromalloy MG ist eine klassische Modellgusslegierung für die Klammerprothetik mit sehr gutem Fließverhalten und Formfüllvermögen. Die gegossenen Arbeiten lassen sich optimal ausarbeiten und polieren.

Technische Daten:
Dehngrenze: 0,2 %: 650 MPa
Bruchdehnung: 5,0 %
E-Modul: 220 GPa
Vickershärte: 350 HV10
Schmelzintervall: 1.280 – 1.360 °C
Gießtemperatur: 1.450 °C

1 kg
094 971 | 1 Pckg. | € 263,00
€ 238,00

238,-



M+W select CHROMALLOY KB

Nichtedelmetall-Gusslegierung auf Kobaltbasis für die Metallkeramik gemäß DIN EN ISO 22674, Typ 4. M+W Chromalloy KB lässt sich durch eine niedrige Härte optimal bearbeiten und polieren. Ihre sehr guten Eigenschaften sind besonders für Kronen, Brücken und Fräsarbeiten geeignet. Die Legierung ist korrosionsbeständig und frei von Beryllium und Gallium. Das Material lässt sich mit allen handelsüblichen Metallkeramiken verbinden. Zusammensetzung Co: 64,0 Cr: 21,0 Mo: 6,0 W: 6,0.

Technische Daten:
Dehngrenze: 570 MPa
Bruchdehnung: 10,0 %
E-Modul: 194 GPa
WAK 25 – 500°C: 13,9 x 10⁻⁶ K⁻¹
WAK 25 – 600°C: 14,0 x 10⁻⁶ K⁻¹
Zugfestigkeit: 734 MPa
Vickershärte: 286 HV10
Schmelzintervall: 1.309 – 1.417 °C
Gießtemperatur: 1.460 °C

1 kg
094 974 | 1 Pckg. | € 328,00
€ 295,00

295,-



M+W select PERMABOND LAB

M+W Permabond Lab New Formula ist ein Metall-Primer, der leicht anzuwenden ist. Er muss nur aufgetragen und ca. 1 Minute abgelüftet werden, eine Lichtpolymerisation ist nicht notwendig. Das geruchsneutrale Material kann universell auf allen Metallen angewandt werden und gewährleistet einen dauerhaften Verbund.

5 ml
500 950 | 1 Fl. | € 59,90
€ 50,90

-15%

50,90



M+W select DIAZIRGLOSS

Hoch ergiebige und abrasive Diamant-Polierpaste für die Vor- und Hochglanzpolitur von Zirkonoxid, Compositen, Dentalkeramiken und NEM-Legierungen.

40 g
181 910
1 Pckg. | € 79,90
€ 71,90

71,90



M+W select LÖTSCHUTZPASTE

Hitzeschutzpaste die Kunststoff, Keramik usw. vor Schweiß- und Löthitze schützt. Die zu schützende Teile werden einfach mit der Lötenschutzpaste abgedeckt. Nach der Lötung kann die Paste einfach unter fließendem Wasser mit Hilfe einer Bürste entfernt werden.

250 g
000 915
1 Fl. | € 9,95
€ 8,95

8,95



M+W select DENTA-O-RESIN

Autopolymerisat zur Herstellung von kieferorthopädischen Geräten. Das Material ist universell für die Sprüh-, Streu- und Anteigtechnik einsetzbar. Die optimal abgestimmte Pulver- / Flüssigkeits-Kombination gewährleistet eine unkomplizierte Anwendung.

Pulver, 500 g

500 980 | 1 Pckg. | € 50,90
€ 45,90

Flüssigkeit, 500 ml

500 982 | 1 Fl. | € 29,90
€ 26,90

ab 26,90



M+W select MICRO-ISOLAT NF

Unsere bewährte Isolierung auf Alginatbasis mit neuer Formulierung. Sowohl für Kalt- als auch für Heißpolymerisate geeignet. Gute Haftfähigkeit auf Gips.

Glasflasche mit

Ausgießer, 100 ml
000 979 | € 6,80
€ 5,70

1 l

000 930 | € 12,80
€ 10,80



-16% ab 5,70

M+W select SILIKONBECHER

Preiswerte Silikonbecher (klar) zum Anmischen von Kunststoffen.

klein, 8 ml

098 997 | 1 Stck. | € 3,90
€ 3,30

mittel, 18 ml

098 998 | 1 Stck. | € 6,90
€ 5,90

groß, 50 ml

098 999 | 1 Stck. | € 10,90
€ 9,30

ab 3,30



M+W select PROTHESENFINISH PLUS

Dieses Produkt dient zum Entfernen von Monomerresten auf dem Zahnersatz und hat eine zusätzliche desinfizierende Wirkung. Es wertet alle prothetischen Arbeiten auf und verleiht einen angenehmen frischen Geschmack. Die Arbeiten werden zusätzlich durch einen zurückbleibenden Hochglanz veredelt. Der bekömmliche frische Spearmint Geschmack auf der Prothesenoberfläche vermittelt dem Patienten von Beginn an ein angenehmes Tragegefühl.

Anwendung: Aus einer Entfernung von 4 – 5 cm die Fläche einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem weichen Tuch abwischen oder aufpolieren.



Spraydose, 75 ml

000 923 | 1 Dose | € 12,20
€ 10,90

ab 10 Dosen | je Dose | € 11,50
€ 10,20

-11%

ab 10,20

M+W select PERLASOFT

SiO₂ Perlstrahlmittel zum Glänzen und Verdichten der Oberflächen von Edelmetallen. Auch für Stahlarbeiten einsetzbar. Deutsches Qualitätsprodukt.

Einsatzgebiet:
mittel: Zum Glätten und Glänzen von NEM-Legierungen, ohne Materialabtrag
fein: Zum Glätten und Glänzen von EM- und NEM-Legierungen.

Härte	5 kg-Kanister	25 kg-Karton
mittel, 150 µm	093 910	093 911
fein, 50 µm	093 912	093 913
1 Pckg.	€ 17,90 € 16,10	€ 78,90 € 70,90



ab 16,¹⁰

M+W select CHROMOKORUND

Al₂O₃ reines Aluminium-Oxid (Edelkorund 99,73%), weiß, silikosefrei. Große Härte (Mohs 9) und Kornscharfe, dadurch hohe Abstrahlleistung und kurze Strahlzeit. Deutsches Qualitätsprodukt.

Einsatzgebiet:
x-grob und grob: Zum Abstrahlen von Modellguss-Geräten
mittel: Zum Abstrahlen von Gold, edelmetallreduzierten und NEM-Legierungen
fein: Zum Entfernen von Einbettmassen und Oxiden auf Edelmetall-Geräten, auch für Keramik geeignet.

Härte	5 kg-Kanister	25 kg-Karton
x-grob, 250 µm	093 915	093 916
grob, 150 µm	093 901	093 902
mittel, 110 µm	093 904	093 905
fein, 50 µm	093 907	093 908
1 Pckg.	€ 29,80 € 26,90	€ 134,00 € 120,50



ab 26,⁹⁰

M+W select CHROMALLOY-ELEKTROLYT

Hervorragend zum Glänzen von CoCrMo-Legierungen. Mit Chromalloy-Elektrolyt kann die Glänzeit verkürzt werden. Lange haltbar, gebrauchsfertig. Für alle Glanzgeräte geeignet. Nach Verbrauch muss Flüssigkeit gesondert entsorgt werden.

1 l	000 920	1 Fl.	€ 17,20 € 15,50
5 l	000 958	1 Kan.	€ 65,80 € 59,50



ab 15,⁵⁰

M+W select ISOLIERPINSEL

Weißer China-Borstenbesatz, kurzer Holzstiel.

6 Stck.:			
Gr. 10 (1)	598 952	1 Pckg.	€ 6,20 € 5,20
Gr. 12 (2)	598 953	1 Pckg.	€ 6,50 € 5,50
Gr. 14 (3)	598 954	1 Pckg.	€ 6,90 € 5,80



ab 5,²⁰

M&W select PREMIUM FLEX

Universell einsetzbare premium Schleifscheiben zur Bearbeitung von Kompositen, Metallen sowie weiteren Kunststoffen und sogar Keramiken. Das verwendete Schleifmaterial verfügt über eine geschlossene Streuung, was die Standzeit um ein Vielfaches erhöht. Definierte Körnung nach my (fein 40 µm, mittel 60 µm, grob 100 µm).

- Hochwertiges Film Nylon-Trägermaterial
- Al₂O₃ beschichtet, einseitig
- Snap-On-Mandrell
- Moshärte 5,5
- Ø 22 mm (7/8)

10,70

- 25 Stck.:
fein
074 822 | 1 Pckg. | € 11,90
€ 10,70
- mittel
074 823 | 1 Pckg. | € 11,90
€ 10,70
- grob
074 824 | 1 Pckg. | € 11,90
€ 10,70



M&W select SCHLEIFBOX

Kleine Schleifbox aus Kunststoff. Besonders gut geeignet für kleinere Arbeiten (Ausarbeiten von Provisorien, Entfernen von Druckstellen an Prothesen u.a.), bei denen keine Absaugung erforderlich ist. Einfaches Entleeren durch Entfernen des Bodens. Maße (L x B): 290 x 205 mm, H 115 mm vorne, 175 mm hinten.

101,50

- 098 906
1 Pckg. | € 119,00
€ 101,50



M&W select CHROMAVEST NEU

Eine für alles! Unsere universelle phosphatgebundene Speed-Einbettmasse deckt das gesamte Spektrum im Dentalbereich ab. Durch das perfekt abgestimmte Universal-Liquid lässt sich die Expansion der verschiedenen Anwendungen gezielt steuern. Eine Einbettmasse für alle Anwendungen, nur ein Liquid, hoch präzise, konventionell oder im Speedverfahren anwendbar.

ab 16,30

- 30 x 150 g
094 980 | 1 Pckg. | € 59,90
€ 53,90
- Liquid, 1 l
094 981 | 1 Fl. | € 18,20
€ 16,30



M&W select TRANSPORTBOXEN NEU

Für einen sicheren Transport verschiedenster Dental-Arbeiten bis hin zum Artikulator. Auch zum Aufbewahren für z. B. Modelle geeignet.

- Arti-Koffer blau:
(B x H x T) 190 x 190 x 190 mm
100 865 | 1 Stck. | € 13,50
€ 11,50

- Modell-Koffer blau:
(B x H x T) 250 x 60 x 150 mm
100 866 | 1 Stck. | € 10,50
€ 8,90




ab 8,90

M&W select FRÄSERSTÄNDER NEU

Bietet genügend Platz für die Aufbewahrung von Fräsern, Polierern, Trennscheiben und anderen Werkzeugen mit einem Schaft von 2,35 mm. Durch die magnetische Vorderseite können zudem Fräser mit einem Schaft von 1,6 mm problemlos angehaftet werden. Mit rutschfestem Gummiboden. Maße (H x B x T): 6,4 x 14 x 7,6 cm.

- Farbe
- weiß 998 808
- blau 998 809
- je Pckg. € 21,90
€ 18,70



18,70



RED MILLING CUTTER

ab **15,80**

Die M+W Select Milling Cutter sind spezielle, rot beschichtete Fräser, welche gegenüber herkömmlichen Fräsern eine überdurchschnittliche Standzeit aufweisen. Durch Ihre hervorragenden Oberflächeneigenschaften wird ein besonders kühles Arbeiten ermöglicht. Das wirkt sich positiv auf das zu bearbeitende Material aus. Durch ihre unterschiedlichen Verzahnungen decken sie zudem jedes gewünschte Einsatzgebiet ab und garantieren höchste Präzision auch bei schwierigen Materialien.

Roter Ring: Feine Kreuzverzahnung, bestens geeignet für Metalllegierungen und Prothesenkunststoffe.

Blauer Ring: Der Allrounder, für Gipse (sogar feuchte Gipse) und Prothesenkunststoffe.

Rosa Ring: Zur groben Bearbeitung von Titanlegierungen, Metalllegierungen und Verblendkeramiken.

Schwarz/Grüner Ring: Geeignet für weichbleibende und Prothesenkunststoffe.

Grün/Orange/Gelber Ring: Für die finale Ausarbeitung von Metalllegierungen, Modellguss und Titanlegierungen vor dem Gummieren.

HOHE STANDZEIT, EXTRA BESCHICHTET, LANGE LEBENSDAUER.

Roter Ring (1 Stck.)

									
Form 1	Form 3	Form 5	Form 6	Form 7	Form 8	Form 9	Form 10	Form 12	Form 13
144 920	144 922	144 924	144 925	144 926	144 927	144 928	144 929	144 931	144 932
€ 17,50 € 15,80	€ 29,00 € 26,20	€ 17,50 € 15,80	€ 17,50 € 15,80	€ 29,00 € 26,20	€ 17,50 € 15,80	€ 29,00 € 26,20	€ 17,50 € 15,80	€ 17,50 € 15,80	€ 29,00 € 26,20

Blauer Ring (1 Stck.)

							
Form 17	Form 18	Form 19	Form 20	Form 21	Form 22	Form 23	Form 26
144 936	144 937	144 938	144 939	144 940	144 941	144 942	144 945
€ 27,00 € 24,20	€ 27,00 € 24,20	€ 22,00 € 19,90	€ 17,50 € 15,80	€ 27,00 € 24,20	€ 27,00 € 24,20	€ 18,50 € 16,70	€ 29,00 € 26,20

Rosa Ring (1 Stck.)

								
Form 27	Form 29	Form 31	Form 32	Form 33	Form 34	Form 35	Form 36	Form 39
144 946	144 948	144 950	144 951	144 952	144 953	144 954	144 955	144 958
€ 23,00 € 20,80	€ 29,90 € 26,90	€ 23,00 € 20,80	€ 29,90 € 26,90	€ 22,00 € 19,90	€ 23,00 € 20,80	€ 29,90 € 26,90	€ 23,00 € 20,80	€ 23,00 € 20,80

Oranger/Grüner/Gelber Ring (1 Stck.)

			
Form 41	Form 42	Form 43	Form 44
144 960	144 961	144 962	144 963
€ 29,90 € 26,90	€ 23,00 € 20,80	€ 23,00 € 20,80	€ 23,00 € 20,80

Schwarzer/Grüner Ring (1 Stck.)

		
Form 48	Form 49	Form 50
144 967	144 968	144 969
€ 27,00 € 24,20	€ 29,90 € 26,90	€ 27,00 € 24,20

M+W select SCANGIPS

Dieser spezielle Gips wurde für die opto-elektronische Abtastung in jedem Scanner entwickelt. Er verhindert störende Reflexionen in den definierten Wellenbereichen und macht eine nachträgliche Behandlung mit Scansprays überflüssig. Durch seine kurze Abbindezeit von ca. 9 Min. eignet sich der Gips hervorragend, um Behandlungen in nur einer Chairside Sitzung vorzunehmen.

26,90

elfenbein, 5 kg
093 918 | 1 Eimer | ~~€ 29,90~~
€ 26,90



M+W select ORTHO-STONE

Dieser synthetische Hartgips hat einen sehr hohen Weißgrad und ist speziell zur Herstellung von Gegenbissmodellen, Reparaturmodellen und Arbeitsmodellen für die KFO geeignet. Die Modelle mit einer für diese Einsatzgebiete abgestimmten Expansion sind stabil und kantenfest.

43,-

20 kg
093 927 | 1 Karton | ~~€ 47,80~~
€ 43,00



M+W select SOCKELGIPS FLÜSSIG

Flüssiger, schnell zu verarbeitender Sockelgips. Sehr gut um mehrere Modelle auf einmal zu Sockeln. Durch seine extrem gute Fließfähigkeit, lässt sich der Gips ohne Vibrieren direkt aus dem Becher blasenfrei in den Sockelformer gießen.

weiß, 5 kg
193 970 | 1 Eimer | ~~€ 26,90~~
€ 24,20

blau, 5 kg
193 971 | 1 Eimer | ~~€ 26,90~~
€ 24,20



ab **24,20**

M+W select HARTGIPS NATUR

Naturhartgips der Klasse III. Zur Herstellung von Gegenbissmodellen, Reparaturmodellen und für alle Arbeitsmodelle im Einsatzgebiet der Prothetik.

gelb, 25 kg
093 921 | 1 Karton | ~~€ 42,90~~
€ 36,00

blau, 25 kg
093 920 | 1 Karton | ~~€ 42,90~~
€ 36,00

naturweiß, 25 kg
093 922 | 1 Karton | ~~€ 42,90~~
€ 36,00



-16% **36,-**

M+W select GIPS-ANRÜHRBECHER

Gr. 1, mittel, 12 cm Ø, 9 cm hoch

022 971 | 1 Stck. | € 3,95

€ 3,50

ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,50

€ 3,30

Gr. 2, groß, 13 cm Ø, 11 cm hoch

022 972 | 1 Stck. | € 4,40

€ 3,90

ab 5 Stck. | je Stck. | € 3,95

€ 3,70

Selbstreinigende, flexible Silikonbecher zum Anrühren von Gipsen und Einbettmassen, Farbe: dunkelgrün.



BIS ZU
-16%

ab **3,30**

M+W select ANMISCHBECHER CLEAR NEU

grün, 105 x 67 mm

193 907 | 1 Stck. | € 3,10

€ 2,60

orange, 85 x 52 mm

193 908 | 1 Stck. | € 2,80

€ 2,30

Flexible Silikonbecher zum Anrühren von Alginaten, Gipsen und Einbettmassen.



BIS ZU
-18%

ab **2,30**

M+W select THIXO-STONE

Synthetischer Superhartgips mit einer thixotropen Konsistenz. Er eignet sich zur Herstellung von Zahnkränzen, Einzelstümpfen und Kontrollmodellen in der Edelmetalltechnik und bei Keramikarbeiten. Besondere Eigenschaften des Gipses sind die Oberflächenglätte und die geringe Expansion. Der Gips ist mechanisch besonders hoch beanspruchbar, kantenstabil und kratzfest. Inlays und Onlays lassen sich gut auf den Thixo-Stone-Stümpfen polieren und finieren. Der Stumpf kann anschließend leicht gereinigt werden. Farbe: gelbbraun.

5 kg
093 933 | 1 Eimer | € 29,50
€ 26,50

20 kg
093 925 | 1 Karton | € 106,00
€ 95,40

ab **26,50**



M+W select SYNTH-STONE

Der synthetische Superhartgips ist für alle Meister- und Arbeitsmodelle geeignet, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen, wie Säge-, Kontroll- und Meistermodelle. M+W Synth-Stone ist für die Edelmetall- und Keramiktechnik genauso anzuwenden wie zur Modellgussprothetik. M+W Synth-Stone garantiert eine glatte, kratzfesteste Oberfläche und harte, kantenstabile Modelle mit einer geringen Expansion. Farbe: braun.

5 kg
093 932 | 1 Eimer | € 29,50
€ 26,50

20 kg
093 926 | 1 Karton | € 87,80
€ 79,00

ab **26,50**



M+W select GIPSSCHAUFEL

Leichtmetall, 210 mm

für ca. 160 g Inhalt

004 989 | 1 Stck. | € 4,50

€ 4,00



4,-

M+W select GIPSLÖSER

Gebrauchsfertiges, pH-neutrales Lösungsmittel zum Entfernen von Dentalgipsresten aus Anrührbechern, Instrumenten, Prothesen und Abdruckklöfeln. Die Reinigungswirkung wird im Ultraschallgerät bei einer Temperatur von 40 – 50 °C deutlich erhöht und löst in ca. 5 – 10 Minuten selbst größere Mengen Gips vollständig ab.

- 1 l
093 975
1 Fl. | € 13,20
€ 11,20
- 5 l
093 976
1 Kan. | € 48,50
€ 41,20



ab 11,20

M+W select GUSSTRICHTERFORMER

Zur Herstellung von Eingusstrichtern.

- Größe 1x
000 931 | 1 Stck. | € 2,85
€ 2,40
- Größe 2x
000 932 | 1 Stck. | € 3,85
€ 3,30
- Größe 6x
000 933 | 1 Stck. | € 4,85
€ 4,10
- Größe 9x
000 934 | 1 Stck. | € 5,85
€ 5,00
- Universal (für alle Größen geeignet)
000 957 | 1 Stck. | € 7,50
€ 6,40



ab 2,40

M+W select GUSSKÜVETTEN

- Größe 1x, Ø 30 mm
000 953 | 1 Stck. | € 4,20
€ 3,60
- Größe 3x, Ø 48 mm
000 954 | 1 Stck. | € 5,50
€ 4,70
- Größe 6x, Ø 65 mm
000 955 | 1 Stck. | € 6,50
€ 5,50
- Größe 9x, Ø 85 mm
000 956 | 1 Stck. | € 7,20
€ 6,10

Preisgünstige Gussküvetten, zunderarm.
Aus hochwertigem Sonderstahl.



ab 3,60

M+W select GIPSENTFERNER PLUS

Der M+W Gipsentferner plus ist ein außerordentlich schneller Spezialreiniger mit sehr hoher Lösekraft für alle Dentalgipse und gipsgebundenen Einbettmassen. Er wirkt zugleich sehr selektiv und schonend. Die verbleibende Aktivität kann durch abnehmende Bläschenbildung an der Gipsoberfläche sichtbar beurteilt werden.

- 1 l
000 939
1 Fl. | € 17,20
€ 14,60
- 5 l
300 939
1 Kan. | € 65,90
€ 55,90



ab 14,60

M+W select MUFFELVLIES

- 25 m:
50 mm Breite
000 927
1 Rolle | € 19,90
€ 17,90
- 50 mm Breite
000 947
1 Rolle | € 20,90
€ 18,80



Einlegestreifen aus Keramikfaserpapier für Gussküvetten in der Kronen- und Brückentechnik. M+W Muffelvlies bietet eine optimale Expansion der Einbettmasse, verhindert Rissbildungen und erleichtert das Ausbetten nach dem Gießen. 55 mm Breite zum vollständigen Auslegen der Gussküvette ohne Randbildung.

ab 17,90

M+W select MODELLKÄSTEN

M+W Modellkästen mit praktischem Etikettiersystem, ein mühevolleres Ablösen alter Etiketten entfällt. Im Lieferumfang ist bereits ein Etikett enthalten. Hergestellt aus 100% recycelbarem, schlagzähem Polystyrol. Maße (L x B x H): 308 x 85 x 70 mm.

Farbe	
weiß	300 910
türkis	300 911
violett	300 912
blau	300 913
gelb	300 914
rot	300 916
je Stck.	€ 3,40 € 3,20
ab 20 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 3,20 € 2,90
ab 100 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 2,90 € 2,70
grün	300 917
orange	300 918
magenta	300 919
mint	300 920
dunkelgrau	300 921
je Stck.	€ 3,40 € 3,20
ab 20 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 3,20 € 2,90
ab 100 Stck. einer Farbe, je Stck.	€ 2,90 € 2,70

Etiketten, 25 Stck.
300 915 | 1 Pckg. | € 3,10
€ 2,65



ab 2,70

BIS ZU
-21%

M+W select BEFESTIGUNGSZEMENT PERMA

Dual-härtender Befestigungszement auf Composite Basis. Hoch-röntgenopak, fluoridierend und abrasionsresistent. Für die permanente Befestigung von Wurzelstiften, Inlays, Onlays, Veneers, Keramik- und Compositestronen und Brücken, sowie als Stumpfaufbau verwendbar. Bio-kompatibel, frei von BisGMA und TEGDMA.

8 g Automixspritze, 5 Mischkanülen:

A2
074 919 | 1 Pckg. | € 69,50
€ 59,90

Semi-transparent
074 921 | 1 Pckg. | € 69,50
€ 59,90

Mischkanülen, 10 Stck.
074 922 | 1 Pckg. | € 6,95
€ 6,20



-14% 59,90

M+W select CP-PROTECT

Tiegelschutzversiegelung zum Sprühen. Verlängert die Lebensdauer des Schmelztiegels und reduziert Gussrückstände im Tiegel. Verwendbar für alle Guss-tiegel und Schmelzverfahren.

100 ml
245 912 | 1 Set | € 33,80
€ 30,00



30,-

M+W select ÄTZGEL

36%iges Phosphorsäure-Ätzel. Thixotrop, für die Schmelz- und Dentinätzung. Farbe: blau.

2 ml Spritze, 3 Kanülen (biegbar)

000 178 | 1 Pckg. | € 7,40
€ 6,80

ab 3 Pckgn. | je Pckg. | € 7,10
€ 6,50

ab 5 Pckgn. | je Pckg. | € 6,80
€ 6,20

Einzel-spritze




BIS ZU
-16% ab 6,20

M+W select MICRO-SCHWABBEL PRO

Gummierte Schwabbel aus reiner Baumwolle. Bis zu 3-facher Standzeit. Fasert und fusselt nicht. Ø 100 x 8 mm.

Soft Zur Hochglanzpolitur von Kunststoff
074 813 | 1 Stck. | € 9,50
€ 8,50

Hard Zur Vorpoltur mit Bimssteinpulver
074 814 | 1 Stck. | € 9,50
€ 8,50



8,50

M+W select OPAKERPINSEL

Flachpinsel aus Torayhaar zum einfachen und gleichmäßigen Auftragen von Opakermassen.

Größe 0
498 960 | 1 Stck. | € 3,30
€ 2,95

Größe 2
498 961 | 1 Stck. | € 3,50
€ 3,10

Größe 4
498 962 | 1 Stck. | € 3,75
€ 3,35



ab 2,95











HARTMETALLFRÄSER Für Handstück, 2,35 mm Schaft-Ø.

HARTMETALLFRÄSER KUSTA - KUNSTSTOFF SPEZIAL














Zum aggressiven Abtragen, für alle Kunststoffe, auch Löffelmateriale und für Gips geeignet. Grüner Ring.











ab **7,40**

							
Kusta 40	Kusta 41	Kusta 42	Kusta 43	Kusta 44	Kusta 45	Kusta 46	Kusta 47
107 805	107 806	107 807	107 808	107 809	107 810	107 811	107 812
€ 20,20	€ 20,20	€ 20,20	€ 20,20	€ 20,20	€ 20,20	€ 20,20	€ 20,20
€ 18,20	€ 18,20	€ 18,20	€ 18,20	€ 18,20	€ 18,20	€ 18,20	€ 18,20

HARTMETALLFRÄSER MACRO - KREUZVERZAHNUNG














Zum Grobabtragen für alle Materialien geeignet. Zum großflächigen Abtragen, ohne die Oberfläche aufzureißen. Hellblauer Ring.







												
Macro 5	Macro 6	Macro 7	Macro 8	Macro 9	Macro 10	Macro 11	Macro 12	Macro 13	Macro 14	Macro 15	Macro 16	Macro 17
107 801	107 802	107 859	107 860	107 861	107 862	107 840	107 841	107 842	107 843	107 844	107 845	107 846
€ 17,20	€ 17,20	€ 17,20	€ 17,20	€ 17,20	€ 17,20	€ 11,90	€ 17,20	€ 11,90	€ 11,90	€ 11,90	€ 10,90	€ 11,90
€ 15,50	€ 15,50	€ 15,50	€ 15,50	€ 15,50	€ 15,50	€ 10,70	€ 15,50	€ 10,70	€ 10,70	€ 10,70	€ 9,80	€ 10,70

									
Macro 18	Macro 19	Macro 20	Macro 21	Macro 22	Macro 23	Macro 24	Macro 25	Macro 26	Macro 27
107 847	107 849	107 850	107 851	107 852	107 853	107 854	107 855	107 856	107 857
€ 10,90	€ 10,90	€ 10,90	€ 10,90	€ 8,20	€ 10,90	€ 10,90	€ 17,20	€ 17,20	€ 17,20
€ 9,80	€ 9,80	€ 9,80	€ 9,80	€ 7,40	€ 9,80	€ 9,80	€ 15,50	€ 15,50	€ 15,50

HARTMETALLFRÄSER MICRO KREUZVERZAHNT FEIN

Zum Bearbeiten von Edel- und NE-Metallen sowie Keramik. Glättet die Oberfläche und ermöglicht ein gezieltes Ausarbeiten jeder Struktur. Roter Ring.

												
Micro 21	Micro 22	Micro 23	Micro 24	Micro 25	Micro 26	Micro 27	Micro 28	Micro 29	Micro 30	Micro 31	Micro 32	Micro 33
007 847	007 848	007 849	007 850	007 851	007 852	007 853	007 840	007 841	007 842	007 843	007 844	007 845
€ 16,20	€ 21,50	€ 16,20	€ 16,20	€ 16,20	€ 15,20	€ 21,50	€ 15,20	€ 15,20	€ 15,20	€ 15,20	€ 15,20	€ 15,20
€ 14,50	€ 19,30	€ 14,50	€ 14,50	€ 14,50	€ 13,70	€ 19,30	€ 13,70	€ 13,70	€ 13,70	€ 13,70	€ 13,70	€ 13,70

					
Micro 34	Micro 35	Micro 36	Micro 37	Micro 38	Micro 39
007 846	007 827	007 859	007 860	007 861	007 862
€ 15,20	€ 21,50	€ 21,50	€ 21,50	€ 21,50	€ 21,50
€ 13,70	€ 19,30	€ 19,30	€ 19,30	€ 19,30	€ 19,30

HERVORRAGENDE QUALITÄT,
LANGE LEBENSDAUER
UND GÜNSTIGE PREISE!



HARTMETALLFRÄSER MILLI-MICRO - KREUZVERZÄHNUNG SUPERFEIN

Zur Feinstbearbeitung von Edel- und NE-Metallen, ideal auch für Keramik, da durch den Spezialschliff der Fräser die Bildung von Crackles vermieden wird. Gelber Ring.

	Milli-Micro 31	Milli-Micro 32	Milli-Micro 33	Milli-Micro 34	Milli-Micro 35	Milli-Micro 36	Milli-Micro 37	Milli-Micro 38	Milli-Micro 39
	007 854	007 855	007 856	007 857	007 858	107 815	107 816	107 817	107 818
1 Stck.	€ 17,20 € 15,50	€ 17,20 € 15,50	€ 17,20 € 15,50	€ 17,20 € 15,50	€ 21,90 € 19,80	€ 17,20 € 15,50	€ 17,20 € 15,50	€ 17,20 € 15,50	€ 15,20 € 13,70

HARTMETALLFRÄSER PLAIN - EINFACHVERZÄHNUNG SUPERFEIN

Zum Abtragen von Gold und anderen Edelmetall-Legierungen sowie für Kunststoff. Bei Prothesen besonders zur Gestaltung der Papillen geeignet. Gelber Ring.

	Plain 51	Plain 52	Plain 54	Plain 55	Plain 56	Plain 57
	007 863	007 864	007 866	007 867	007 868	007 869
1 Stck.	€ 10,90 € 9,80	€ 10,90 € 9,80	€ 10,90 € 9,80	€ 8,50 € 7,60	€ 8,50 € 7,60	€ 15,20 € 13,70

HARTMETALLFRÄSER SPIRALVERZÄHNUNG - SUPERFEIN

Zur Bearbeitung von schwer zerspanbaren NEM-Legierungen, Titan, Edelmetall, Modellguss und Hartgips. Lila Ring.

	Spiral 61	Spiral 62	Spiral 63	Spiral 64	Spiral 65
	207 850	207 851	207 852	207 853	207 654
1 Stck.	€ 15,50 € 13,90	€ 15,50 € 13,90	€ 15,50 € 13,90	€ 19,90 € 17,90	€ 19,90 € 17,90

HARTMETALLFRÄSER TITANVERZÄHNUNG - GROB

Zur Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen wie Titan. Schwarzer Ring.

	Titan 71	Titan 72	Titan 73	Titan 75
	207 844	207 845	207 846	207 848
1 Stck.	€ 15,20 € 13,70	€ 15,20 € 13,70	€ 19,90 € 13,70	€ 19,90 € 17,90

HARTMETALLFRÄSER TITANVERZÄHNUNG - FEIN

Zur feinen und dennoch hohen Abtragung schwer zerspanbarer Materialien wie NEM- oder Titanlegierungen. Orangener Ring.

	Titan 76	Titan 77	Titan 78	Titan 79	Titan 80	Titan 81	Titan 82
	207 855	207 856	207 857	207 858	207 859	207 872	207 873
1 Stck.	€ 15,50 € 13,90	€ 15,50 € 13,90	€ 15,50 € 13,90	€ 19,90 € 17,90	€ 17,20 € 15,50	€ 17,20 € 15,50	€ 15,50 € 13,90

HARTMETALLFRÄSER TURBO-CUTTER GIPSFÄSER - GROB

Mit Sicherheitsverzahnung. Der sogenannte Phasenschliff garantiert einen hohen Materialabtrag, eine glatte saubere Oberfläche, läuft sehr ruhig und hakt nicht ein. Durch die Linkslauf-Verzahnung kann sich der Fräser auch bei höherem Arbeitsdruck nicht aus der Spannzange ziehen. Ein Zusetzen des Fräasers bleibt durch die großen Spanräume aus.

	ISO 060	ISO 061	ISO 070
	007 891	007 893	007 896
1 Stck.	€ 22,90 € 20,50	€ 22,90 € 20,50	€ 22,90 € 20,50

HARTMETALLFRÄSER TURBO-CUTTER GIPSFÄSER - FEIN

Schleift Hart- und Superhartgips, Modellmassen und Kunststoffe sehr weich, splitterfrei und trägt Material effizient ab. Aus Hartmetall. Lieferbar für Handstück, 2,35 mm Schaft-Ø.

	ISO 060	ISO 070
	007 898	007 899
1 Stck.	€ 20,50 € 18,50	€ 20,50 € 18,50

IMPRIMO® Model Separator

Ein wasserbasiertes, blau-transparentes Gel, welches zwischen dem 3D-gedruckten Modell und dem KFO-Autopolymerisat eine Isolierschicht bildet. Wird zur Herstellung von herausnehmbaren KFO-Apparaturen angewendet. Die Isolierung sichert eine optimale Isolierwirkung bei Verwendung von IMPRIMO LC Druckerharzen und Steady-Resin Autopolymerisaten. Die Isolierung wird dünn mit einem beiliegenden Pinsel aufgetragen und ca. 20 Minuten unter einer Wärmequelle getrocknet. Nicht geeignet für 3D-Modelle aus einem Filament-Drucker.

100 ml Pumpflasche + Pinsel

566 936 | 1 Pckg. | € 49,20
€ 44,20

500 ml Nachfüllflasche

566 937 | 1 Fl. | € 103,00
€ 92,50

ab **44,20**



IMPRIMO® Cleaning Liquid

Wasserlösliches Reinigungsmittel zur Entfernung von Harzresten auf 3D-gedruckten Bauteilen. Für Reinigungsgeräte wie z. B. RS wash und Ultraschallbäder geeignet, ultrafiltrierbar und nicht entflammbar. Bis zu 5-fach höhere Reinigungskapazität als Isopropanol.

1 l
566 919 | 1 Fl. | € 25,50
€ 22,90

29,90



IMPRIMO® LC Gingiva

Flexibles Harz zur Herstellung von Zahnfleischmasken. Abgestimmt auf 3D-Drucker mit 385 nm Lichtquelle. Farbe: rosa
Dichte: ca. 1,1 g/ml
Viskosität: ca. 2,5 Pa s
Materialhärte nach Aushärtung: ca. 60 Shore A

1 kg
566 915 | 1 Pckg. | € 317,00
€ 285,00

285,-



IMPRIMO® LC Temp

Zur Herstellung von temporären Kronen, Brücken und Mock-Ups mit hoher Abrasions- und Bruchfestigkeit, MPG-Klasse IIa. Hohe Ästhetik in den Zahnfarben VITA classical A1, A2 und A3. Die Provisorien können mit temporären Zementen befestigt werden. Abgestimmt auf DLP-Systeme mit einer Lichtquelle von 385 nm.

Farbe	1 kg
A1	566 930
A2	566 931
A3	566 932
1 Fl.	€ 431,00 € 387,00

387,-

IMPRIMO® LC Cast

Rückstandlos ausbrennbares Harz zur Herstellung dentaler Gussobjekte. Abgestimmt auf 3D-Drucker mit 385 nm Lichtquelle. Farbe: rot
Dichte: ca. 1,1 g/ml
Viskosität: ca. 0,3 Pa s
Materialhärte nach Aushärtung: ca. 85 Shore D

1 kg
566 913 | 1 Pckg. | € 306,00
€ 275,00

275,-



SONDERSTAFFEL! 33% SPAREN AB 8 FLASCHEN, 44% SPAREN AB 14 FLASCHEN.*

IMPRIMO® LC Model

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung für hochpräzise Dentalmodelle mit glatten Oberflächen. Abgestimmt auf 3D-Drucker mit 385 nm Lichtquelle. Dichte: ca. 1,1 g/ml
Viskosität: ca. 0,7 Pa s
Materialhärte nach Aushärtung: ca. 80 Shore D

Farbe	1 kg
ivory	566 910
grau	566 916
beige	566 917
1 Fl.	€ 196,00 € 185,90**
Sonderstaffel:	
ab 8 Fl., je Fl.	€ 129,90**
ab 14 Fl., je Fl.	€ 109,90**

** Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

ab **109,90****



* Die Farben können miteinander kombiniert werden.



IMPRIMO® LC Splint comfort

NEU

IMPRIMO® LC Splint comfort ist ein lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung von hartelastischen Schienen. Das Harz ist kompatibel mit DLP-, sowie MSLA-Systeme und Wellenlängen ≤ 405 nm. Es bietet eine höhere Flexibilität und geringere Bruchanfälligkeit im Vergleich zu harten Materialien. Das Material hat zudem einen durch Körpertemperatur induzierten Thermoeffekt und gewährleistet so höchsten Tragekomfort im Mund. Farbe: klar-transparent.

- Präzise Herstellung von hartflexiblen Schienen
- Hohe Haltbarkeit durch geringe Bruchanfälligkeit
- Thermoeffekt und optimale Flexibilität für höchsten Tragekomfort im Mund

1 kg
566 943 | 1 Pckg. | € 295,00
€ 265,00

265,-



IMPRIMO® LC Splint comfort MSI

NEU

IMPRIMO® LC Splint comfort MSI ist ein lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung von hartelastischen Schienen. Das Harz ist kompatibel mit DLP-, sowie MSLA-Systeme und Wellenlängen ≤ 405 nm. Es bietet eine höhere Flexibilität und geringere Bruchanfälligkeit im Vergleich zu harten Materialien. Durch die einzigartige MSI® Technologie weisen die Schienen eine verringerte Biofilmbildung auf. Der von der Natur kopierte Effekt basiert auf Naturstoffen, die die Ausbreitung von Bakterien nachhaltig hemmen. Anders als z.B. bei Antibiotika, werden so keine Resistenzen gebildet. Das Material hat zudem einen durch Körpertemperatur induzierten Thermoeffekt und gewährleistet so höchsten Tragekomfort im Mund. Farbe: ozean-blau.

- Präzise Herstellung von hartflexiblen Schienen
- Hohe Haltbarkeit durch geringe Bruchanfälligkeit
- Thermoeffekt und optimale Flexibilität für höchsten Tragekomfort im Mund
- Reduzierte Biofilmbildung durch MSI® Technologie

1 kg
566 944 | 1 Pckg. | € 329,00
€ 295,00

295,-



IMPRIMO® LC Temp It

Variante longterm – mit höherem Füllstoffanteil für die Herstellung von Langzeitprovisorien wie Kronen und Brücken sowie Mock-Ups, MPG-Klasse IIa. Hohe Abrasions- und Bruchfestigkeit und hohe Ästhetik in den Zahnfarben VITA classical A1, A2 und A3. Die Provisorien können mit temporären Zementen befestigt werden. Abgestimmt auf DLP-Systeme mit einer Lichtquelle von 385 nm.

Farbe	1 kg
A1	566 933
A2	566 934
A3	566 935
1 Fl.	€ 513,00 € 460,00

460,-



IMPRIMO® LC Impression

Methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung individueller Löffel und Basen für Bissnahmen. Abgestimmt auf 3D-Drucker mit 385 nm Lichtquelle. Farbe: neonorange
Dichte: ca. 1,1 g/ml
Viskosität: ca. 0,8 Pa s
Materialhärte nach Aushärtung: ca. 80 Shore D

1 kg
566 912 | 1 Pckg. | € 236,00
€ 212,00

212,-



IMPRIMO® LC IBT

Flexibles Harz zur Herstellung von Übertragungsmasken für die indirekte Klebtechnik. Abgestimmt auf 3D-Drucker mit 385 nm Lichtquelle. Farbe: transparent
Dichte: ca. 1,1 g/ml
Viskosität: ca. 2,4 Pa s
Materialhärte nach Aushärtung: ca. 80 Shore A

1 kg
566 914 | 1 Pckg. | € 306,00
€ 275,00

275,-



IMPRIMO® LC Splint

Methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung hochpräziser, transparenter Aufbisschienen und Bohrschablonen. Ohne Verdünnermonomere. Abgestimmt auf 3D-Drucker mit 385 nm Lichtquelle. Dichte: ca. 1,1 g/ml
Viskosität: ca. 0,7 Pa s
Materialhärte nach Aushärtung: ca. 80 Shore D

1 kg
566 911 | 1 Pckg. | € 285,00
€ 255,00

255,-



IMPRIMO® LC Splint Flex

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung hochpräziser, transparenter Aufbisschienen und Bohrschablonen. Das Harz zeichnet sich durch eine relative Flexibilität im ausgehärteten Zustand aus und gewährleistet so einen hohen Tragekomfort, geringe Bruchanfälligkeit und gute Polierbarkeit. Ohne Verdünnermonomere, abgestimmt auf DLP-Systeme mit einer Lichtquelle von 385 nm. Dichte: ca. 1,1 g/ml
Viskosität: ca. 0,7 Pa s
Materialhärte nach Aushärtung: ca. 80 Shore D

500 g
566 940 | 1 Pckg. | € 217,00
€ 195,00

1 kg
566 941 | 1 Pckg. | € 431,00
€ 385,00

ab **195,-**



FotoDent® splint 405 nm

Lichthärtendes Material für die Herstellung dentaler Knirscher- und Aufbisschienen mittels 3D-Druckverfahren. Das produzierte Formstück ist besonders bruchfest und weist eine homogene Oberfläche auf. Das produzierte Formstück ist bruchfest und weist eine homogene Oberfläche auf. Aus FotoDent® splint gefertigte dentale Schienen sind biokompatibel.

- Elastizitätsmodul: ≥ 1.500 MPa
- Biegefestigkeit: ≥ 75 MPa
- Viskosität: $0,6$ Pa s
- Bruchdehnung: $\geq 10\%$

Farbe	1 kg
klar-transparent	115 984
1 Pckg.	€ 390,00 € 349,00

349,-

NEU



FotoDent® guide 405 nm

Lichthärtender Kunststoff zur Fertigung dentaler Bohrschablonen. Aus FotoDent® guide gefertigte Schablonen sind formstabil und biokompatibel.

- Elastizitätsmodul: > 1.700 MPa
- Biegefestigkeit: ≥ 75 MPa
- Bruchdehnung: $> 10-15\%$
- Endhärte: $> 80 - 85$ Shore D

Farbe	1 kg
blau-transparent	115 949
1 Pckg.	€ 306,00 € 275,00

275,-



FotoDent® biobased model 385 nm

FotoDent® biobased model ist ein lichthärtender Kunststoff, der zu 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Die Materialeigenschaften sind natürlich optimal auf die Modellproduktion (auch im Alignerworkflow) abgestimmt. FotoDent® biobased model lässt sich mit FotoClean reinigen.

- Elastizitätsmodul: ≥ 2.200 MPa
- Viskosität: $\sim 0,6$ Pa s
- Biegefestigkeit: ≥ 95 MPa

Farbe	1 kg
beige-opak	115 974
1 Pckg.	€ 161,00 € 144,90

144,90



FotoDent® gingiva 385 nm

Lichthärtender Kunststoff zur Fertigung dentaler Zahnfleischmasken. Dauerhaft weichbleibend und flexibel. Perfekt kombinierbar mit den Arbeitsmodellen aus FotoDent® model-Harzen.

- Endhärte: ca. 70 Shore A
- Rückstellung nach Verformung: 100 %
- Viskosität: ca. 2 Pa s

Farbe	1 kg
rosa	115 947
1 Pckg.	€ 248,00 € 223,00

223,-



FotoDent® denture 385 nm

Lichthärtender Kunststoff für die Produktion dentaler Prothesenbasen. Die Nutzung des Harzes ermöglicht akkurater Ergebnisse bei größtmöglicher Dimensionsstabilität. FotoDent® denture ist frei von MMA und farbstabil.

- Endhärte: 80 Shore D
- Elastizitätsmodul: > 2.000 MPa
- Biegefestigkeit: > 80 MPa
- Viskosität: $0,4 - 0,6$ Pa s

Farbe	1 kg
rosa-transparent	115 959
rosa-opak	115 973
1 Pckg.	€ 328,00 € 295,00

295,-



FotoDent® insulant

Biobasiertes Isoliermittel für 3D gedruckte Kunststoffmodelle bei der Verarbeitung von Autopolymerisaten. Optimale Isolierung zwischen Kunststoff-Dentalmodell und Kunststoffplatte für das Streuverfahren im KFO-Bereich. Auch geeignet bei der Herstellung von Prothesen, wie zum Beispiel aus Castdon.

- Einfaches Lösen der ausgehärteten KFO-Platte vom Dentalmodell - optimale Isoliereigenschaften

100 ml
115 981 | 1 Pckg. | € 38,90
€ 34,90



34,90

FotoDent® tray2

Optimierter, biokompatibler Kunststoff zur Fabrikation dentaler, individueller Abformlöffel. Hohe Reaktivität bei geringer Viskosität. Vereinfachte Reinigung und verbesserte mechanische Eigenschaften. Zweifach schnellere Druckzeiten, Schichtdicken von 300 µm möglich. Die fertigen Abformlöffel weisen eine homogene Oberfläche auf, was die manuelle Nacharbeit deutlich reduziert.

- Elastizitätsmodul: ≥ 2.100 MPa
- Biegefestigkeit: > 90 MPa
- Viskosität: ca. 1,2 Pa s

Farbe	1 kg
blau-transparent	115 977
grün-transparent	115 978
rötlich-transparent	115 979
1 Pckg.	€ 166,00 € 149,00



149,-

FotoDent® IBT 385 nm

Lichthärtender Kunststoff zur Herstellung von transparenten, kieferorthopädischen Übertragungsschienen. Überprüfung der korrekten Bracketpositionen jederzeit möglich – vor und nach dem Verkleben. Optimale Flexibilität für einfaches Entfernen. Verwendbar mit allen gängigen Bracketssystemen.

- Endhärte: 90 Shore A
- Viskosität: 0,7 – 0,2 Pa s
- Zugdehnung: ≥ 45 %

Farbe	1 kg
klar-transparent	115 971
1 Pckg.	€ 254,00 € 229,00



229,-

FotoDent® model2 385 nm

Speziell entwickelt für neue Druckergenerationen bei 385 nm: Lichthärtender Kunststoff zur Herstellung von dentalen Arbeitsmodellen für KFO und Prothetik. Schnellerer Druckprozess durch höhere Leistung mit gewohnter Detailpräzision. Auch für den Druck von Gutachter- und Showmodellen geeignet. Bitte beachten Sie: Je nach ausgewählter Farbe können sich die Druckzeiten der Modelle unterscheiden.

- Endhärte: 80-86 Shore D
- Elastizitätsmodul: ≥ 1.900 MPa
- Biegefestigkeit: ≥ 85 MPa
- Viskosität: 0,8-1,2 Pa s
- Bruchdehnung: ≥ 8 %

Farbe	1 kg
beige-opak	115 972
schwarz	115 982
weiß	115 983
1 Pckg.	€ 142,00 € 127,50



127,50

FotoDent® cast 385/405 nm

Lichthärtender Kunststoff zur Produktion ausbrennbarer Formteile für die dentale Gießtechnik. Das Material ist hochkompatibel: Mit allen handelsüblichen Einbettmassen kann es verwendet werden.

- Biegefestigkeit: ≥ 100 MPa
- Elastizitätsmodul: ≥ 2.000 MPa
- Endhärte: 80-90 Shore D
- Viskosität: < 0,3 Pa s

Farbe	1 kg
rot-transparent	115 945
1 Pckg.	€ 281,00 € 252,50



252,50



V-Print® c&b temp

- Indikationen**
Langzeitprovisorien wie Kronen, Brücken und Mock-ups
- Produktvorteile**
- Hochgefülltes Druckmaterial – besonders für die Langzeitanwendung
 - Hervorragende physikalische Eigenschaften
 - Hohe Biegefestigkeit und hohes Elastizitätsmodul für stabile Provisorien
 - Hohe Abrasionsbeständigkeit für lange Tragedauer
 - Geringe Wasseraufnahme und -löslichkeit für mechanische Stabilität
 - Verfärbungsresistent – keine Farbveränderung bei langer Tragedauer
 - Natürliche Fluoreszenz – für hohe ästhetische Ansprüche
 - Leicht bearbeitbar und polierbar
 - Composite Druckmaterial – schnell zu charakterisieren oder anzupassen

Farbe	500 g
A1	175 246
A2	175 247
A3	175 248
A3,5	175 249
B1	175 250
BL	175 251
1 Pckg.	€ 245,00 € 220,00



Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung hochästhetischer Provisorien/-Langzeitprovisorien.

220,-

V-Print® model 2.0

- Indikationen**
Dentale Arbeits- und Präsentationsmodelle
- Produktvorteile**
- Schnell und präzise – optimale Passung auch mit Schichtstärke von 100 µm
 - Exakt beschleifbar – keine ungewollte Veränderung am Werkstück (z. B. durch instrumentellen Wärmeeintrag)
 - Kratzfeste Oberfläche – hohe Härte ermöglicht Aufpassungen ohne Formänderung
 - Für Tiefziehtechnik geeignet – präzise Arbeits-, Aligner oder Retainermodelle aus einem Material ohne Wannenwechsel

1 kg
175 245 | 1 Pckg. | € 181,00
€ 162,00



Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung von dentalen Modellen.

162,-

V-Print® tray

- Individuelle Abform- und Funktionslöffel
- Basen für Bisschablonen und Wachsaufstellungen in der Totalprothetik
- Bissregistrare
- Zeitersparnis – in hohen Schichtstärken druckbar (bis 200 µm)
- Verzugsfreie Abformungen – dank hoher Festigkeit
- Universal – mit allen Arten von Abformmaterialien einsetzbar
- Schnell und effizient – Objektdruck inkl. Randgestaltung, Retentionselementen und Aussparungen für Implantatabformungen

blau, 1 kg
175 261 | 1 Pckg. | € 272,00
€ 244,00



Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung individueller Löffel, Basisplatten und Bissregistrare.

244,-

V-Print® IBT **NEU**

- Orthodontische Transferschienen für die Bracketplatzierung.**
- Kein Aufschütten – V-Print IBT ist sofort einsatzbereit
 - Effizient – virtuell geplante Brackets werden präzise, sicher, schneller geklebt
 - Behandlung am Patienten ist bei indirektem Kleben deutlich ergonomischer
 - Flexible Schiene – erhöhter Komfort bei Applikation und Entnahme auch bei ausgeprägter Dysgnathie
 - Hohes Rückstellvermögen – genaue Bracketapplikation auch bei divergierender Einschubrichtung

klar, 1 kg
175 263 | 1 Pckg. | € 269,00
€ 242,00



Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung medizinischer Transferschienen.

242,-

VOCO
DIE DENTALISTEN

V-Print® cast

Indikationen
Herstellung rückstandslos verbrennbarer Objekte für Gießprozesse und Presskeramik

- Produktvorteile**
- Reproduzierbar – einfache Duplikation vor dem Ausgießen
 - Geringe Ausarbeitungszeit – präzise Druckobjekte ermöglichen eine hohe Abbildungsgüte
 - Hohe Form- und Kantenstabilität – sicheres Überprüfen der Okklusion und Seitwärtsbewegungen
 - Frühzeitige Bearbeitbarkeit – instrumentenschonendes Ausarbeiten bereits im Grünlingszustand
 - Hohe Kompatibilität – mit handelsüblichen phosphatgebundenen Einbettmassen umsetzbar
 - Restaurationen frei von Fremdkörpereinschlüssen – V-Print cast verbrennt rückstandslos

blau, 1 kg
175 234 | 1 Pckg. | € 232,00
€ 208,00

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung ausbrennfähiger Objekte für das Gieß- und Pressverfahren.



208,-

V-Print® splint

Indikationen
• Therapeutische Schienen
• Hilfs- und Funktionsteile, die Diagnose betreffend
• Bleaching-Schienen (Home-Bleaching)

- Produktvorteile**
- Eingestuft als MP IIa – für Sicherheit und Langzeiteinsatz
 - Biokompatibel und geschmacksneutral – für hohe Kundenakzeptanz
 - Transparent – für unauffällige Schienen
 - Hohe Biegefestigkeit – für langlebige Objekte
 - Hohe Präzision – damit passgenau für hohen Tragekomfort

klar, 1 kg
175 233 | 1 Pckg. | € 403,00
€ 362,00

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung von dentalen, therapeutischen Schienen.



362,-

V-Print® Try-In

Indikationen
• Einprobekörper für die Total- und Teilprothetik
• Transfer- und Einschleifschablonen
• Korrekturabformung und Bissnahme

- Produktvorteile**
- Vorausschauende Sicherheit – Überprüfung und Möglichkeit der Veränderung der Passung, Okklusion, Funktion, Phonetik und Ästhetik vor der Fertigung prothetischer Arbeiten

beige, 1 kg
175 236 | 1 Pckg. | € 267,00
€ 240,00

240,-



V-Print® SG

Indikationen
Dentale Bohrschablonen

- Produktvorteile**
- Eingestuft als MP IIa – für das Höchstmaß an Sicherheit
 - Hohe Kundenakzeptanz – da geschmacks- und geruchsneutral
 - Höchste Patientensicherheit – vor der Anwendung bei 134 °C / 5 Min. dampfsterilisierbar
 - Dimensionsstabil – passgenau auch nach der Dampfsterilisation
 - Biokompatibel – selbstverständlich

klar, 1 kg
175 232 | 1 Pckg. | € 301,00
€ 270,00

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung von dentalen Bohrschablonen.



270,-

V-Print® dentbase

Indikationen
Herausnehmbare Prothesenbasen

- Produktvorteile**
- Eingestuft als MP IIa – für Sicherheit und Langzeiteinsatz
 - Hoch ästhetisch – mit natürlicher Gingivafarbe
 - Hoher Tragekomfort – dank präziser passgenauer Fertigung
 - Kompatibel – mit handelsüblichen Unterfütterungsmaterialien
 - Sichere Entnahme von der Bauplatzform – wegen hoher Grünfestigkeit
 - Höchste Kundenakzeptanz – da geschmacks- und geruchsneutral
 - Biokompatibel – selbstverständlich

pink, 1 kg
175 235 | 1 Pckg. | € 358,00
€ 322,00

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung von Prothesenbasen für die abnehmbare Prothetik.



322,-

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung von Einprobekörpern für die Prothetik.

VOCO
DIE DENTALISTEN



Digitale Prothetik

VITA
PERFECT MATCH
experience
VITA 100



AKTION
FÜR DIE ERSTEN 100 BESTELLER
BEIM KAUF VON
1 PCKG. IST 1 FLASCHE
100 JAHRE VITA IM
PREIS ENTHALTEN.



Kurs Flexible Lösungen
mit VITA VIONIC®
DENT DISC multiColor
(3shape-Software)



Kurs Flexible Lösungen
mit VITA VIONIC®
DENT DISC multiColor
(exocad-Software)



**Kurs
Teil-Totalprothetik**

VITA VIONIC® BASE DISC HI **NEU**

Vorgefärbte dentale Fräsrohlinge aus schlagzähem PMMA für die Herstellung von Prothesenbasen für herausnehmbaren Zahnersatz. Ein neues Qualitätslevel für die digital gefertigte Prothese mit VITA VIONIC® BASE DISC HI.

- Hohe Stabilität dank schlagzähem Material
- Hervorragende Passung zum Kieferkamm
- Neue Auswahl an Gingiva-Farben

Farbe	Ø 98.5 x h 30 mm
Classic pink	695 070
Classic pink translucent	695 071
Soft pink	695 072
Dark pink	695 073
1 Stck.	€ 54,90 € 52,20

52,²⁰

VITA VIONIC® WAX DISC **NEU**

Wachs-Disc zur Herstellung von Wachsaufstellungen. Formstabil & temperaturbeständige Synthetikwachs-Rohlinge.

- Komfortable Wachseinprobe dank vollformatiger CAD/CAM-Prothesenherstellung aus weißem Wachs
- Präzise Wachsaufstellung durch exakt gefräste Kavitäten auf Grundlage der digitalen Konstruktion
- Einfache Korrekturmöglichkeit, da sich die Wachsaufstellung bei der Einprobe modifizieren lässt

Farbe	Ø 98.4 x 30 mm
white	695 081
pink	695 082
1 Stck.	€ 43,50 € 41,30

41,³⁰

VITA VIONIC® DENT DISC multiColor **NEU**

Composit-Ronden zum Fräsen von Zahnelementen für Total- und Teilprothesen. Digitale, Qualität auf dem nächsten Level mit VITA VIONIC® DENT DISC multiColor. Systemoffen und flexibel einsetzbar für Total- und Teilprothesen. Abrasionsstabil und langlebig, einfach zu verarbeiten, gut zu polieren, integrierter Farbverlauf mit perfect Match zum VITA Farbstandard.

Farbe	Ø 98.4 x h 20 mm
OM1	695 074
A1	695 075
A2	695 076
A3	695 077
A3,5	695 078
B3	695 079
D3	695 080
1 Stck.	€ 119,90 € 113,90

113,⁹⁰

VITA VIONIC® VIGO **NEU**

Die VITA VIONIC VIGO ist eine Zahnlinie für das digitale Prothesendesign, hergestellt aus einem SE-Polymer Komposit. Abgestimmtes Zahndesign für die digitale Prothesenfertigung. Finalisierung der Prothese mittels adhäsiver Befestigung der bereits abgestrahlten zervikal Zahn-Basis.

Frontzähne 3D-MASTER	089 967	1 Stck. € 20,50
Seitenzähne 3D-MASTER	089 968	1 Stck. € 20,00
Frontzähne classical	089 969	1 Stck. € 20,50
Seitenzähne classical	089 970	1 Stck. € 20,00

ab 20,-

VITA VIONIC® BOND KIT **NEU**

Selbsthärtendes Zweikomponenten-Befestigungssystem auf MMA-Basis für die Fixierung von Prothesenzähnen in VITA VIONIC® Basis. Es hat eine dünnflüssige Konsistenz für präzises Applizieren auf den Klebeflächen und bildet für einen sicheren Verbund sowie eine reaktive Grenzschicht an den Klebeflächen.

Bond Kit
643 252 | 1 Kit | € 31,90
€ 30,30

- Effiziente, adhäsive Befestigung der Prothesenzähne ohne aufwendiges Heiß-/Kaltpolymerisationsverfahren
- Präzises, spaltfreies Fixieren der Zähne in der Kavität mittels dünnfließendem, selbsthärtendem Befestigungssystem
- Sicherer Verbund von Prothesenzähnen zur Basis durch werkstoffspezifisch abgestimmte Befestigungslösung.



30,³⁰

Silicone-Brushes

Geeignet zum schnellen Aufbau der Verblendung und für dichte, porenfreie Restaurationen. Die elastische Spitze ermöglicht eine Verarbeitung, die vergleichbar mit der konventionellen Pinseltechnik in der Keramik ist. Kein Anhaften von Verblendkunststoff am Instrument. Lange Lebensdauer.


Form 1 = zur Aufnahme des Composites und zur Modellation okklusaler Flächen
Form 2 = runde Meißelform zum Modellieren und Konturieren, vor allem zervikal
Form 3 = flache Meißelform für die Schichttechnik
Form 4 = spitze Pinselform, ideal für die okklusale Gestaltung
Form 5 = spitze Meißelform zum Aufbringen von Pastenopakern, Malffarben usw.

Satz mit 5 Instrumenten (Form 1 – 5)

035 935 | 1 Pckg. | € 92,90
 € 83,60

Form

1. Cup Chisel	035 936
2. Cup Round	035 937
3. Flat Chisel	035 938
4. Taper Point	035 939
5. Angle Chisel	035 940
1 Pckg.	€ 19,50 € 17,50



ab **17,50**

TOPDENT Teleskopzangen nach Böhme

Die Teleskopzangen bieten eine gute Haftkraft an den Innenteleskopen durch diamantierte Arbeitssenden. Die Zange fixiert das Primärteil fest und sicher, so dass sich das Sekundärteil problemlos abziehen lässt.

Form

standard	296 930
schmal-lang	296 931
kurz-breit	296 932
1 Pckg.	€ 91,50 € 82,30



82,30

S-U-MODELLIERWACHSE

S-U-MODELLIERWACHS blau hart:

Speziell geeignet zur Gestaltung von Kauflächen und zum Ausmodellieren von Kronenwandungen, ebenso zum Aufbauen von Brückengliedern für Kunststoff- und Keramikverblendungen. Es zeichnet sich durch hohe Oberflächendichte aus. Die opake und intensive Einfärbung des Waxes ermöglicht ein leichtes Erkennen von Konturen in der Modellation. Erstarrungspunkt: 64 °C.

Farbe	Kegel, 45 g
blau	069 901
grün	069 900
1 Pckg.	€ 15,50 € 13,90



S-U-MODELLIERWACHS grün mittelhart:

Eine weichere, mittelharte Qualität des vielfach bewährten S-U-MODELLIERWACHS blau hart, für die Gusstechnik, mit hervorragenden physikalischen und verarbeitungstechnischen Eigenschaften. Die geringere Härte bewirkt zusätzlich eine höhere Bruchstabilität, wodurch das Wachs für die gesamte Gusstechnik einsetzbar ist. Erstarrungspunkt: 57 °C.



S-U-UNTERZIEHWACHS

Zur Gestaltung der Cervikalränder von Kronen, Teilkronen und Inlays. Weiches, nahezu kontraktionsfreies Gusswachs. Nach abgeschlossener Modellation wird dieses Wachs am Kronenrand aufgetragen, um absolut exakte Randschlüsse zu erzielen. Erstarrungspunkt: 66 °C.

orange, Kegel 45 g	169 937	1 Pckg. € 16,90 € 15,20
--------------------	---------	------------------------------



13,90

**SCHULER
DENTAL**

15,20

LISKO-S-Scheiben

Hervorragend geeignet zum Beschleifen und Polieren von flexiblen Materialien (Unterfütterungen, KFO-Geräte, Positioner, usw.). Mit halboffener Struktur. Kein Schmieren oder Zusetzen durch ständig freierwende Schleifpartikel.

fein - türkis:

10 Stck.

119 971 | 1 Pckg. | € 29,90
€ 26,90

100 Stck.

119 976 | 1 Pckg. | € 235,00
€ 199,00



ab **26,90**



KFO-Sockelschalen

Zur sicheren Fixierung von Kiefermodellen. Durch das Sockeln mit Sockelgerät und -schalen wird eine einheitliche Form und Höhe der Kiefermodelle erreicht. Die Plastik-Sockelformen sind den anatomischen Gegebenheiten des Ober- und Unterkiefers angeleglichen und dem internationalen Standard angepasst. Mit den beiliegenden Stegen sind die Modelle fixierbar.

normal:

20 Paar

598 400 | 1 Pckg. | € 29,50
€ 26,50

50 Paar

598 401 | 1 Pckg. | € 73,20
€ 65,80

groß:

20 Paar

598 402 | 1 Pckg. | € 33,80
€ 30,40

50 Paar

598 403 | 1 Pckg. | € 83,80
€ 75,40



ab **26,50**

Kiefermodell-Tray

Das Tray bietet eine klare und sichere Aufbewahrung von Kiefermodellen, kieferorthopädischen Apparaturen und PA-Modellen. Farbige Wechselketten sichern Ihnen die notwendige Übersicht und Ordnung. Stapelbar. Eine Griffmulde ermöglicht das praktische Herausnehmen mit einer Hand. In einem Tray haben bis zu fünf gesockelte Modellpaare Platz. Maße (B x H x T): 94 x 83 x 333 mm.

Tray inkl. 4 Codierstreifen

798 912 | 1 Stck. | € 4,50
€ 4,05



4,05

SIMPLEX model isolation

Speziell auf 3D-gedruckte Modelle abgestimmte Isolierung. So lassen sich unkompliziert KFO-Apparaturen aus Dentalkunststoff fertigen. Aufgetragen mit einem Pinsel, entsteht auf der Modelloberfläche ein gleichmäßiger, hauchfeiner Isolierfilm. Ergebnis ist eine saubere Trennung von Modell- und Dentalkunststoff, ebenfalls geeignet für Modelle hergestellt im SLA/DLP-Druckverfahren, frei von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen, vollständig mit Wasser lösbar für eine einfache Anwendung ohne Abdampfen des Modells, einmaliges Auftragen für eine optimale Trennung.

80 g
861 967 | 1 Pckg. | € 31,90



1+1

BEIM KAUF VON
1 PCKG. IST 1 PCKG.
IM PREIS ENTHALTEN.

31,90

Bison-Polierbürstchen

Montierte Hochglanz-Polierbürstchen. Polieren kräftig und schnell. Besonders wirkungsvoll bei der Politur von Kauflächen und Interdentalräumen. Einzigartige Haarmischung, dichter Borstenbesatz.

Ø 18 mm, 25 Stck.
161 904 | 1 Pckg. | € 41,20
€ 34,90

Ø 18 mm, 100 Stck.
161 907 | 1 Pckg. | € 159,00
€ 134,90



-15%



ab **34,90**

Polisoft


Weich polierender, kräftig glättender Vorpolierer, der anstelle von Gummipolierern benutzt wird. Glättet zügig alle Schleifspuren und entwickelt dabei kaum Staub. Ein schnell erzielter, angenehm matter Glanz auf dem bearbeiteten Werkstück ist die richtige Vorbereitung zur anschließenden Hochglanzpolitur. Polisoft-A-Polierer haben eine höhere Abrasivität und einen geringeren Eigenverbrauch.

Polisoft-A blau:
• Für weiche Politur und kräftiges Glätten bei härteren Legierungen
• Geringe Staub- und Geruchsentwicklung
• Erzeugt matten Glanz und eine dichte Oberfläche

Polisoft grau:
• Poliert effektiv Edelmetall- und Nichtedelmetall-Legierungen
• Optimale Alternative zu Gummi- oder Silikonpolierern
• Glättet kräftig alle Metalloberflächen
• Kaum Staub- und Geruchsentwicklung

Ø 22 x 3 mm, 50 Stck.:
Polisoft-A blau
061 978 | 1 Pckg. | € 32,90
€ 27,90
Polisoft grau
061 999 | 1 Pckg. | € 36,90
€ 31,30

ab **27,90**



Slim-Polierbürste

Besonders für das Polieren von Kunststoff-Prothesen geeignet, wenn es um das Auspolieren feiner Zeichnungen – wie Papillen – geht, denn: – sie ist sehr schmal – die Borsten haben Zwischenräume, was zu einer ausgezeichneten Kühlwirkung führt – sie hat relativ weiche Borsten.

12 Stck.
161 924 | 1 Pckg. | € 36,90
€ 31,30



31,30

Dynex

Extrem robuste Trennscheiben mit zweifacher, kreuzverteilter Hightech-Glasfaserverstärkung. Geeignet für das Trennen und Beschleifen aller gängigen Legierungen. Diese Trennscheiben bestehen durch eine maximale Schnittleistung bei geringstem Eigenverbrauch.

0,3 x 22 mm: für alle NEM- und EM-Legierungen, auch bei Drehzahlen von bis zu 50.000 U/min sehr flexibel und hocheffizient.

0,5 x 40 mm: sekundenschnell Kobalt-Chrom- und NEM-Legierungen trennen, maximale Schnittleistung bei sehr geringem Eigenverbrauch.

1,0 x 40 mm: für alle Kobalt-Chrom- und NEM-Legierungen, zum Trennen und Verschleifen von Gusskanälen in einem Arbeitsgang. Für den Einsatz im Handstück und Schnellschleifer.

Keramik, Zirkonoxid und Lithium-Disilikat, 10 Stck.:

0,25 x 20 mm (6.)
561 953 | 1 Pckg. | € 50,20
€ 42,60

Modellguss und EM/NEM, 20 Stck.:

0,3 x 22 mm (1.)
461 987 | 1 Pckg. | € 29,50
€ 24,90

0,5 x 22 mm (2.)
561 950 | 1 Pckg. | € 31,90
€ 26,90

0,5 x 40 mm (3.)
461 988 | 1 Pckg. | € 56,90
€ 48,20

0,7 x 40 mm (4.)
561 951 | 1 Pckg. | € 59,50
€ 50,50

1,0 x 40 mm (5.)
461 989 | 1 Pckg. | € 59,90
€ 50,90



ab **24,90**

Sekundenkleber Nr. 1733 schnell abbindend

Kraftvoller, schnell abbindender Universalkleber für Gips, Metall, Kunststoff und Keramik. Speziell zum Kleben von trockenem Gips (mehr als 1 – 2 Tage alt). Viskosität ca. 18 mPa s.

6 Flaschen à 5 g
061 935 | 1 Pckg. | € 24,50
€ 20,80

6 Flaschen à 10 g
061 925 | 1 Pckg. | € 37,20
€ 31,60



ab **20,80**

Sekundenkleber Nr. 1733 universell

Das Original. Universell einsetzbarer Sekundenkleber für Gips, Metall, Kunststoff und Keramik. Speziell zum Kleben von frischem und trockenem Gips. Viskosität ca. 15 mPa s.

6 Flaschen à 5 g
061 904 | 1 Pckg. | € 24,90
€ 21,10

6 Flaschen à 10 g
061 940 | 1 Pckg. | € 35,90
€ 30,50



ab **21,10**



Fujirock® EP - Premium Line

Die Superhartgipse der Klasse 4 werden für die Herstellung von Meistermodellen verwendet und dienen im Speziellen dazu, präzise Stumpfmodelle herzustellen, die den Anforderungen moderner Dentallabore entsprechen.

Fujirock® EP Premium: Speziell für besonders anspruchsvolle und sensible Techniken entwickelt, wie etwa Implantatarbeiten und komplexe Vollkeramik-Indikationen.

Farbe	4 kg	11 kg
Pastell Yellow	947 960	947 961
Polar White	947 962	-
Inca Brown	947 963	-
Titanium Grey	947 964	-
1 Pckg.	€ 41,00 € 32,80	€ 89,00 € 71,20

11 kg
71,20



Fujirock® EP - Classic Line

Fujirock® EP Classic: Ideal für alle Arten der Prothetik, verbindet höchste Präzision mit hervorragender Kantenhärte und hoher Druckfestigkeit.

Topaz Beige:
5 kg
147 969 | 1 Pckg. | € 49,90
€ 39,90

Golden Brown:
5 kg
147 966 | 1 Pckg. | € 45,00
€ 36,00
12 kg
147 987 | 1 Pckg. | € 85,00
€ 68,00

12 kg
68,-



GC LiSi PressVest

Kohlenstofffreie, phosphatgebundene Einbettmasse, die speziell für die Presskeramikverfahren entwickelt wurde. Nach dem Ausbetten ist eine Behandlung mit Flusssäure um die Reaktionsschicht zu entfernen, nicht länger notwendig, da die Reaktionsschicht einfach mit Glasperlen entfernt werden kann. Die eingebetteten Objekte lassen sich trotz der hohen Einbettmassenfestigkeit dennoch einfach ausbetten. LiSi PressVest ist für das Schnellheizverfahren optimiert.

60 x 100 g (6 kg)
146 991 | 1 Pckg. | € 189,00
€ 170,00
Flüssigkeit 900 ml
146 992 | 1 Fl. | € 40,50
€ 38,40
SR Flüssigkeit, 100 ml
146 993 | 1 Fl. | € 62,00
€ 58,90



ab **38,40**



GC PATTERN RESIN LS - mit Aluständer

Schnellhärtender, roter Modellierkunststoff. Leicht zu applizieren (Pinselftechnik). Fugeloser Übergang bei Nachschichtung. Für Konuskronen, Sekundärkronen, in der Frästechnik, Bügel, Verbindungsteil etc. Durch die LS-Flüssigkeit noch geringere Schrumpfung. Hohe Festigkeit nach der Aushärtung, auch für dünnwandige, deformierungsfreie Kappchen. Verbrennt rückstandslos.

Promopackung:
• 100 g Pulver
• 80 g Flüssigkeit
• 2 Mischbecher
• 1 Pinsel
+ inklusive Aluminium-Ständer
398 940 | 1 Pckg. | € 103,30
€ 79,90

79,90



Fujivest® Platinum II

- Speziell entwickelt für hochpräzise Güsse – sowohl für hochgoldhaltige, goldreduzierte als auch palladiumhaltige Legierungen
- Verlängerte Verarbeitungszeit, verbesserte Fließfähigkeit
- Garantiert eine perfekte Passung auch bei implantatgetragenen Suprastrukturen und weitspannigen Brücken
- Extrem glatte Gussoberflächen
- Ermöglicht eine optimale Expansionssteuerung.
- Einfaches Ausbetten spart Zeit

100 x 60 g (6 kg)

947 915 | 1 Pckg. | € 185,00
€ 157,20

40 x 150 g (6 kg)

947 916 | 1 Pckg. | € 137,00
€ 116,40

67 x 90 g (6 kg)

129 396 | 1 Pckg. | € 168,00
€ 142,80

900 ml Flüssigkeit

947 917 | 1 Fl. | € 28,90
€ 27,40

ab **27,40**

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse

2 PACKUNGEN FUJIVEST PLATINUM II PULVER 6 KG KAUFEN, 1 X FLÜSSIGKEIT, 900 ML GRATIS ERHALTEN.



Fujivest® Super

- Für Edelmetall-, Halbedelmetall- und Pd-Basis-Legierungen
- Speziell für komplizierte Implantatsuprastrukturen entwickelt
- Sowohl für konventionelles als auch schnelles Aufheizen geeignet
- Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung
- Gesamtexpansion bis zu 2,34% – spezielle Flüssigkeit für eine hohe Expansion erhältlich

40 x 150 g (6 kg)

698 908 | 1 Pckg. | € 145,00
€ 123,20

900 ml Flüssigkeit

698 909 | 1 Fl. | € 28,90
€ 27,40

900 ml Expansionsflüssigkeit H. E. (für hohe Expansionswerte)

698 906 | 1 Fl. | € 28,90
€ 27,40

ab **27,40**

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Präzisionsgüsse

2 PACKUNGEN FUJIVEST SUPER PULVER 6 KG KAUFEN, 1 X FLÜSSIGKEIT, 900 ML GRATIS ERHALTEN.



Fujivest® Premium

- Für Kronen- und Brückenarbeiten
- Geeignet speziell für NEM und alle Dentallegierungen
- Ringlos zu verarbeiten (konventionelles als auch schnelles Aufheizen).
- Breiter Expansionsbereich bis zu 3.5% – auch komplizierte implantatgetragene Suprastrukturen aus NEM sind sicher und verlässlich herstellbar
- Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung

40 x 150 g (6 kg)

147 984 | 1 Pckg. | € 121,00
€ 102,80

67 x 90 g (6 kg)

843 014 | 1 Pckg. | € 139,00
€ 118,10

900 ml Flüssigkeit

147 982 | 1 Fl. | € 28,90
€ 27,40

ab **27,40**

Graphitfreie, phosphatgebundene Universaleinbettmasse

2 PACKUNGEN FUJIVEST PREMIUM PULVER 6 KG KAUFEN, 1 X FLÜSSIGKEIT, 900 ML GRATIS ERHALTEN.



'GC.'

Wirobond 280

Die spezielle Zusammensetzung von Wirobond 280 mit dem für die Korrosionsbeständigkeit unverzichtbaren Element Molybdän bringt eine für solche Werkstoffe angenehm niedrige Vickershärte von 280 (HV 10) und eine herausragende Spanbarkeit; deshalb lässt sich eine aus Wirobond 280 hergestellte Arbeit leicht ausarbeiten und sehr gut fräsen. Eigenschaften wie sichere Gießzeitpunkte und gute Fließfähigkeit zeichnen diese Legierung zusätzlich aus. Wirobond 280 hat einen günstigen WAK-Wert; dieser erlaubt ein rationelles Arbeiten durch Normalabkühlung nach den Keramikbränden, und das bei allen Spannweiten. Der Keramikhaftverbund, mit einer Vielzahl marktüblichen Keramiken getestet, ist sehr hoch. Für den Patienten ist Wirobond 280 eine sichere und preisgünstige Alternative, mit geprüfter Biokompatibilität.

250 g	134 979	1 Pckg.	€ 255,00
			€ 242,20
1 kg	134 980	1 Pckg.	€ 690,00
			€ 621,00



ab 242,²⁰

Wirobond SG

Die Kobalt-Chrom Aufbrennlegierung für Kronen & Brücken Wirobond SG ist nickel- und berylliumfrei und ermöglicht eine sichere Anwendung auch bei problematischen Situationen und großen Brücken-Spannweiten. Dank optimalem Siliziumgehalt bietet es eine einfache und sichere Gießzeitpunkteerkennung. Durch die normale Abkühlung wird wirtschaftliches und effektives Arbeiten ermöglicht. Biokompatibel und korrosionsbeständig.

-41%

1 kg	127 360	1 Pckg.	€ 675,00
			€ 399,00*

SOLANGE VORRAT REICHT.

*Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.



399,-*

Bellavest SH

Graphitfreie, schnell oder konventionell aufheizbare Präzisions-Einbettmasse für Kronen und Brücken, auch aus Press- und Überpresskeramik. Passgenau und zuverlässig. Lange Verarbeitungszeit von 5 Minuten. Zu verarbeiten mit der Spezial-Anmischflüssigkeit BegoSol HE.

4,8 kg (30 x 160 g)	134 972	1 Pckg.	€ 99,90
			€ 94,90
12,8 kg (80 x 160 g)	134 970	1 Pckg.	€ 199,00
			€ 179,00

BegoSol HE (für eine höhere Expansion):

1 l	134 966	1 Fl.	€ 26,50
			€ 25,20
5 l	134 967	1 Fl.	€ 93,90
			€ 84,50



BegoSol Anmischflüssigkeiten

Je nach Legierung und Einsatzgebiet können sie mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser auf das erforderliche Mischverhältnis gebracht werden. Je größer die Konzentration der Anmischflüssigkeit ist, desto höher ist die Expansion der Einbettmasse. BegoSol: Anmischflüssigkeit für Wiroplus S, Wirovest, Wirovest plus, WiroFast und Bellavest T BegoSol HE: Anmischflüssigkeit für Bellavest SH und Bellavest T BegoSol K: Anmischflüssigkeit für BellaStar XL und Wirofine

BegoSol:	1 l		
	034 945	1 Fl.	€ 26,50
			€ 25,20
	5 l		
	034 946	1 Fl.	€ 93,90
			€ 89,20

BegoSol K:	1 l		
	134 938	1 Fl.	€ 28,50
			€ 27,10
	5 l		
	134 939	1 Fl.	€ 93,90
			€ 89,20



ab 25,²⁰



ab 25,²⁰



Hinristone 20

Ein feinfließender, thixotroper Superhartgips mit ungewöhnlich hoher Belastbarkeit. Der Gips besteht aus hochreinem Naturgestein und weist eine hohe Kantenstabilität mit hoher Kratz- und Bruchfestigkeit auf. Zudem besitzt er eine geringe Expansion. Geeignet für Stumpf-, Sägeschnitt- und Meistermodelle.

ab **47,²⁰**

Farbe	10 kg	25 kg
goldbraun	004 940	203 909
grün	004 942	203 911
gelb	004 983	203 912
weiß	004 985	203 910
1 Pckg.	€ 55,50 € 47,20	€ 129,00 € 109,60



Ultraschall-Polierpastenreiniger

Wasserlöslicher Reiniger zur Entfernung von Polierpastenresten und fettartigen Materialien an Kronen, Brücken, Prothesen und Instrumenten. Das Material kann im Ultraschallbad oder einem Poliergerät eingesetzt werden. Je nach gewünschtem Wirkungsgrad 1 Teil Hochkonzentrat (1:20) mit 10 - 40 Teilen Wasser verdünnen und wenige Minuten einwirken lassen.

1 kg
003 980 | 1 Fl. | € 37,90
€ 32,20

32,²⁰



Universal Primer

Der Primer schafft einen sicheren und beständigen Haftverbund zwischen Kunststoff-materialien und allen Dentallegierungen sowie zu Zirkonoxid und Aluminiumoxid, selbst ohne Retentionsperlen. Das Material kann sowohl intra- als auch extraoral angewendet werden und sorgt in Verbindung mit den lichterhärtenden Pastenpakern des Universal Opaque Systems für eine herausragende Haftung.

5 ml
070 918 | 1 Fl. | € 129,00
€ 115,90



CRB Cera Resin Bond

Mit CRB Cera Resin Bond System haben Sie die Möglichkeit, verschiedenste Werkstoffe intra- und extraoral sicher und dauerhaft miteinander zu verbinden. Sie können z.B. keramische Restaurationen schnell und rationell mit lichterhärtenden Materialien ergänzen. Darüber hinaus verbindet CRB Cera Resin Bond sicher Kaltpolymerisate mit lichterhärtenden Verblendkunststoffen sowie verschiedene lichterhärtende Verblendkunststoffe miteinander. Der Individualisierung von Prothesenzähnen mit lichterhärtendem Verblendwerkstoffen ist ebenfalls keine Grenze gesetzt. Kombinierbar mit der ML Primer Verbundlösung.

• 6 ml CRB Bond1
• 5 ml CRB Bond2
• Microbrushes und Mischschalen
072 998 | 1 Pckg. | € 172,00
€ 154,80



115,⁹⁰



154,⁸⁰

SONDERSTAFFEL! 10% SPAREN AB DEM KAUF VON 10 PCKGN. EINER PREISKLASSE

Cercon® ht ML

Das Material bietet Festigkeit & Sicherheit von der Einzelkrone bis hin zur 14-gliedrigen Brücke. Basierend auf der hohen Biegefestigkeit (1200 MPa im Dentinbereich bis zu 750 MPa in der Schneide) und langjähriger, dokumentierter Erfahrung. Es wird eine Farbsicherheit für alle 16 VITA Farben und BL2 gewährleistet. Vier integrierte Farbschichten führen nach dem Sintern zu einem Dentin-Schneideverlauf wie bei einem natürlichen Zahn. Ohne notwendige Verblendung. Darüber hinaus ist das Material leicht zu nesten. Es bietet identische Fräs- und Sinterprotokolle wie bei allen anderen Cercon®-Zirkonoxidprodukten.

ab **171,50**




Ø 98 mm	Stärke 14 mm	Stärke 18 mm	Stärke 25 mm
A1	912 952	912 969	912 986
A2	912 953	912 970	912 987
A3	912 954	912 971	912 988
A3,5	912 955	912 972	912 989
A4	912 956	912 973	912 990
B1	912 957	912 974	912 991
B2	912 958	912 975	912 992
B3	912 959	912 976	912 993
B4	912 960	912 977	912 994
C1	912 961	912 978	912 995
C2	912 962	912 979	912 996
C3	912 963	912 980	912 997
C4	912 964	912 981	912 998
D2	912 965	912 982	912 999
D3	912 966	912 983	912 898
D4	912 967	912 984	912 899
BL2	912 968	912 985	912 900
1 Stck.	€ 191,00	€ 223,00	€ 275,00
	€ 181,50	€ 211,90	€ 261,30
Sonderstaffel:			
ab 10 Pckgn. einer Sorte			
	€ 171,50	€ 199,90	€ 246,90

Cercon® ht

Cercon ht bietet mit der True Color Technology einen einzigartigen Zirkonoxid-Variante hinsichtlich der Reproduktion der klassischen Vita Farben. Know-how in der keramischen Farbgebung, speziell ausgewählte Farbpigmente und Dentsply Sirona-eigene Misch- und Farbrezepturen geben Cercon ht Gewissheit in puncto Farbsicherheit. Für fast alle gängigen offenen Fräsmaschinen nutzbar.

ab **133,50**



Ø 98 mm	Stärke 12 mm	Stärke 14 mm	Stärke 18 mm	Stärke 25 mm
A1	812 901	812 918	812 935	812 952
A2	812 902	812 919	812 936	812 953
A3	812 903	812 920	812 937	812 954
A3,5	812 904	812 921	812 938	812 955
A4	812 905	812 922	812 939	812 956
B1	812 906	812 923	812 940	812 957
B2	812 907	812 924	812 941	812 958
B3	812 908	812 925	812 942	812 959
B4	812 909	812 926	812 943	812 960
C1	812 910	812 927	812 944	812 961
C2	812 911	812 928	812 945	812 962
C3	812 912	812 929	812 946	812 963
C4	812 913	812 930	812 947	812 964
D2	812 914	812 931	812 948	812 965
D3	812 915	812 932	812 949	812 966
D4	812 916	812 933	812 950	812 967
1 Stck.	€ 159,50	€ 181,00	€ 212,00	€ 265,00
	€ 151,50	€ 171,90	€ 201,50	€ 251,90
Sonderstaffel:				
ab 10 Pckgn. einer Sorte				
	€ 143,50	€ 162,90	€ 190,50	€ 238,50
BL	812 917	812 934	812 951	812 968
1 Stck.	€ 149,00	€ 159,50	€ 191,00	€ 245,00
	€ 141,50	€ 150,90	€ 181,50	€ 232,90
Sonderstaffel:				
ab 10 Pckgn. einer Sorte				
	€ 133,50	€ 143,50	€ 171,50	€ 219,90



SONDERSTAFFEL! 10% SPAREN AB DEM KAUF VON 10 PCKGN. EINER PREISKLASSE

Cercon® xt ML

Unterschiedliche Schichten im Multilayer führen zu einem idealen Farbverlauf für eine schöne Ästhetik in der Restauration. Cercon xt ML ist ein extra transluzentes Zirkonoxid. Die Rohlinge bestehen aus unterschiedlichen Farbschichten, die einen natürlichen Farbverlauf in der gesinterten Restauration für die optimale Ästhetik in der zahntechnischen Arbeit erzeugen. Somit wird die Produktivität verbessert und eine sehr natürliche Ästhetik generiert.

ab **160,50**



Ø 98 mm	Stärke 14 mm	Stärke 18 mm	Stärke 25 mm
A1	912 901	912 918	912 935
A2	912 902	912 919	912 936
A3	912 903	912 920	912 937
A3,5	912 904	912 921	912 938
A4	912 905	912 922	912 939
B1	912 906	912 923	912 940
B2	912 907	912 924	912 941
B3	912 908	912 925	912 942
B4	912 909	912 926	912 943
C1	912 910	912 927	912 944
C2	912 911	912 928	912 945
C3	912 912	912 929	912 946
C4	912 913	912 930	912 947
D2	912 914	912 931	912 948
D3	912 915	912 932	912 949
D4	912 916	912 933	912 950
BL	912 917	912 934	912 951
1 Stck.	€ 179,00	€ 212,00	€ 267,00
	€ 169,90	€ 201,30	€ 253,50
Sonderstaffel:			
ab 10 Pckgn. einer Sorte			
	€ 160,50	€ 189,90	€ 239,90

SONDERSTAFFEL! 10% SPAREN AB DEM KAUF VON 5 PCKGN. EINER PREISKLASSE

Multilayer PMMA

Validiertes Dual-Use-Material für provisorische Kronen und Brücken sowie für hochwertige Prothesenzähne. Ermöglicht effizientes Fräsen und einfaches Polieren von Zahnbögen oder Segmenten für komplexe Fälle. Dank der breiten Palette an PMMA-Farben ist ein Färben von Hand oder eine individuelle Anpassung nach dem Fräsen nicht notwendig. Das Material besteht aus 13 Farbschichten, die nahtlos ineinander übergehen und sorgt dabei für natürliche Fluoreszenz.

ab **89,90**

Farbe	Ø 98 x 12 mm	Ø 98 x 16 mm	Ø 98 x 20 mm
A1	812 850	812 867	812 884
A2	812 851	812 868	812 885
A3	812 852	812 869	812 886
A3,5	812 853	812 870	812 887
A4	812 854	812 871	812 888
B1	812 855	812 872	812 889
B2	812 856	812 873	812 890
B3	812 857	812 874	812 891
B4	812 858	812 875	812 892
C1	812 859	812 876	812 893
C2	812 860	812 877	812 894
C3	812 861	812 878	812 895
C4	812 862	812 879	812 896
D2	812 863	812 880	812 897
D3	812 864	812 881	812 898
D4	812 865	812 882	812 899
HW2	812 866	812 883	812 900
1 Pckg.	€ 99,90	€ 99,90	€ 99,90
	€ 94,90	€ 94,90	€ 94,90
Sonderstaffel:			
ab 5 Pckgn. einer Sorte			
	€ 89,90	€ 89,90	€ 89,90



gammasil PERFECT TEC A85 rapid

Additionsvernetzende Polyvinylsiloxan für die anspruchsvolle Zahntechnik mit extra schneller Abbindezeit. Einfach und sauber in der Verarbeitung, immer das richtige Anmischverhältnis, Dosierung 1:1. Hohe Dimensionsstabilität, exakte Detailwiedergabe, klebefrei, kochfest, Gesamtabbindezeit: max. 6 – 7 Min., Härte: Shore A 85.

je 1 x 420 ml Base + Katalysator
(= ca. 1,6 kg)
053 256 | 1 Pckg. | € 51,50
€ 46,30

je 1 x 5 kg Base + Katalysator
053 257 | 1 Pckg. | € 235,00
€ 210,00

ab 46,³⁰



gammasil PERFECT TEC A95

Spezielles Knetsilikon für die Zahntechnik, additionsvernetzend, mit extra hoher Endhärte von Shore A 95 und dem frischen Aroma von Waldbeeren. Farbe: violett, nicht abfärbend.

je 1 x 420 ml Base + Katalysator
(= ca. 1,6 kg)
053 226 | 1 Pckg. | € 51,50
€ 46,30

je 1 x 5 kg Base + Katalysator
053 227 | 1 Pckg. | € 235,00
€ 210,00

ab 46,³⁰



gammasil PERFECT TEC touch

Additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan mit einer sehr weichen Konsistenz. Durch die speziellen Eigenschaften lässt sich das Zwei-Komponenten-Material leicht miteinander vermischen. Das Silikon lässt sich einfach, ohne großen Druck, präzise und sicher adaptieren. Klebefrei und kochfest. Endhärte: 80 Shore A, Farbe: violett-blau, Gesamtabbindezeit: 6 – 7 Min.

je 1 x 1,5 kg Base + Katalysator
053 972 | 1 Pckg. | € 83,50
€ 74,90

je 1 x 5 kg Base + Katalysator
053 973 | 1 Pckg. | € 239,00
€ 215,00

ab 74,⁹⁰



Artikulator Modell 5050

Non-Arcon-Artikulator für Mittelwerte (Bonwill-Dreieck). Kennzeichnet sich durch die leichte und ergonomische Konstruktion aus und ermöglicht dadurch das Arbeiten auf allen möglichen Modellen. Die zahlreichen Zusatzfunktionen garantieren eine exakte Simulation der Kondylenbahn mit einer hohen Passgenauigkeit um Prothesen und Restaurationen die nötige Okklusion zu geben.

Technische Daten:
Interkondylarabstand: 110 mm
Kondylenbahnneigung: fest auf 30°
Bennettwinkel: 0 – 7°; Lichte
Höhe zwischen Montageplatten: 87 mm

Artikulator Modell 5050
399 999 | 1 Stck. | € 78,90
€ 69,90



69,⁹⁰

ASA DENTAL
MAKE PEOPLE SMILE

elumentis LED

Die Arbeitsplatzleuchte elumentis LED besticht durch einen sehr hohen Farbwiedergabeindex R>92 für originalgetreue, kontrastreiche Farbwiedergabe. Sie bietet zudem eine homogene, blendfreie Ausleuchtung und verfügt über einen sanften Schattenwurf durch eine Multi-Layer-Streuscheibe. Die Leuchte ist einstellbar in drei verschiedene Farbtemperaturen und in fünf Beleuchtungsstärken. So ist der Wechsel zwischen Tageslichtweiß (6400 K), aktivierendes Neutralweiß (4800 K) und einem behaglichen Warmweiß (2700 K) möglich. Einmal eingestellte Beleuchtungsstärken bleiben beim Ausschalten und Umschalten der Farbtemperaturen gespeichert. Zusätzlich kann als indirekte Beleuchtung das verbaute Ambient-Light im Leuchtenkopf zugeschaltet werden. Die große Höhe der Lampe von 53 cm macht eine Platzierung hinter Monitoren bis 27 Zoll möglich. Der Leuchtenkopf ist 90° schwenkbar und jeweils seitlich zu 45° kippbar.

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: max. 10 W
Maße (H x B x T): 530 x 130 x 300 mm
Farbtemperatur: Warmweiß (2700 K),
Neutralweiß (4800 K), Tageslichtweiß (6400 K)
Max. Nutzlichtstrom: Warmweiß (220 lm),
Neutralweiß (1000 lm), Tageslichtweiß (640 lm)
Energieeffizienz: Warmweiß (D),
Neutralweiß (E), Tageslichtweiß (D)
LED-Lebensdauer: >25.000 h
Kabellänge: 2500 mm
Gewicht: 1,8 kg
Garantie: 2 Jahre

Arbeitsplatzleuchte

798 955 | 1 Stck. | € 199,00
€ 179,00



179,-

ESCHENBACH

Margidur

-40%

Nach A. Wohlwend. Härtet und schützt den Stumpf ohne aufzutragen. Kritische Kanten an der Präparationsgrenze werden gestärkt und sind mechanisch resistenter, die Oberflächen werden schmutz- und wasserabstoßend. Wird auch für die Keramik-Stufen-Technik nach Wohlwend angewendet.

30 ml
698 995 | 1 Fl. | € 24,50
€ 14,70*

*Nettopreise – kein Abzug
weiterer Rabatte möglich.



14,70*

BENZER - DENTAL AG  **ZÜRICH**

DIA GLACE

-15%

Poliersystem zur Bearbeitung von Keramik. Gezieltes und kontrolliertes Polieren mit DIA GLACE erzeugt einen natürlichen Glanz auf der Keramikoberfläche. Durch den hohen Diamantanteil der Paste wird ein natürlicher Hochglanz in wenigen Sekunden bei nur 7.500 U/Min. erzielt. Auch zum Polieren von Composites, Verblendkunststoffen und Metallen geeignet.

harte Diamantpolierpaste, 5 g

060 994 | 1 Pckg. | € 61,20
€ 51,90



51,90

YETI
DENTAL

Metallfolienwachs

-15%

braun, normal, Stärke 4 mm, 60 Stck.

000 950 | 1 Pckg. | € 67,90
€ 57,70



57,70

gebdi
DENTAL-PRODUCTS
GMBH

BESTELLSCHEIN

Gültig bis
zum 28.06.2024

M+W HIGHLIGHTS Praxis & Labor

Beruf/Praxis _____

Name/Vorname _____

Straße/Hausnummer _____

--	--	--	--	--

PLZ _____ Ort _____

Telefon _____ Telefax (falls Faxangebote erwünscht) _____

Unterschrift _____ E-Mail (falls Newsletter erwünscht) _____

Lieferung:
 schnellstmöglich am

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Fax-Seite

--	--

 von

--	--

 Seiten insgesamt

FREEFAX AN: 00 800 / 88 00 80 01

BESTELL-HOTLINE: 060 42 / 88 00 88

ODER PER POST AN: M+W DENTAL, REICHARDSWEIDE 40, 63654 BÜDINGEN

M+W Kundennummer:

--

bestellt von (Name/Vorname):

--

Unsere aktuellen Angebote
finden Sie einfach auf einem Blick unter:
www.mwdental.de/kataloge



GEBEN SIE »AKTIONSKATALOG« BEI IHRER
FAX- ODER TELEFONBESTELLUNG AN.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl Stck./Pckg.	Einzelpreis €	Gesamt €

Alle Preise zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt.
Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental.



PrograScan PS7

Der High-End-Laborscanner PrograScan PS7 erfasst Ober- und Unterkiefer-Modelle zeitgleich. Die kurze Scan-Dauer in Verbindung mit minimaler Benutzerinteraktion steigern die Effizienz im Laboralltag signifikant.

- 1 Jahr Scanner-Hardware-Garantie
- Optionale Garantie-Verlängerung um weitere 3 Jahre möglich
- PrograScan Scan-Software inklusive

- Eigenschaften:**
- 1 Klick vom Scan-Start bis zur Verfügbarkeit des 3D-Modells in der CAD Software in nur 2 Minuten
 - 2 Scan-Teller zur simultanen Erfassung von Ober- und Unterkiefer-Modellen
 - 8 Kameras
 - Weißlicht-LED
 - Passgenauigkeit von 5 Mikrometer (ISO 12836)
 - Scannen von Texturen (Farbtextur)
 - Digitale Erfassung des Artikulators für ein Höchstmaß an Automatisierung (optionale Zubehörteile)
 - Automatische Zubehörererkennung & Auto-Start-Funktion

- Lieferumfang:**
- PrograScan PS7
 - PC Workstation
 - PS Scan-Software License
 - PS Calibration body
 - PS Model holder mounting Blu Tack
 - PS Multi die adapter
 - PS Arti base for articulator
 - Impression Holder
 - Gebrauchsanweisung

Technische Daten:
 Kamera: 8 (je 8 MP)
 Scan-Teller: 2
 Auto-Start: Ja
 Genauigkeit (ISO 12836): 5 µm
 Wiederholgenauigkeit: <2 µm
 Textur: Farbe
 Scan-Strategie: All-in-one/die in model
 Ausgabeformat: STL, PLY
 Netzspannung: 100 – 240 VAC
 Netzfrequenz: 50– 60 Hz
 Leistung Netzteil (max.): 90 Wh
 Scanner-Spannung: 24V DC ±10%
 Typ des USB-Anschlusses: USB 3.0 TYP C (5 Gbit/s)
 Anzahl der USB-Anschlüsse: 2
 Gewicht: 13,6 kg
 Maße (B x H x T): 396,0 x 436,5 x 380,5 mm

INKLUSIVE WORKSTATION



High-End-Laborscanner
 653 008 | 1 Stck. | € 23.100,00
 € 20.790,00*

20.790,-*

LIEFERUNG ERFOLGT DURCH DEN HERSTELLER

* Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

SONDERSTAFFEL! 14% SPAREN AB DEM KAUF VON 7 PACKUNGEN!

IPS e.max® CAD

Monolithic Solutions

Farbe/Form	I12	C14
HT A1	052 936	052 952
HT A2	052 937	052 953
HT A3	052 938	052 954
HT A3,5	052 939	052 955
HT A4	052 940	052 956
HT B1	052 941	052 957
HT B2	052 942	052 958
HT B3	052 943	052 959
HT B4	052 944	052 960
HT C1	052 945	052 961
HT C2	052 946	052 962
HT C3	052 947	052 963
HT C4	052 948	052 964
HT D2	052 949	052 965
HT D3	052 950	052 966
HT D4	052 951	052 967
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 176,00 € 163,95	€ 176,00 € 163,95

Sonderstaffel:
 ab 7 Pckgn., je Pckg. € 150,80 € 150,80

Monolithic Solutions

Farbe/Form	I12	C14
LT A1	541 975	541 984
LT A2	541 976	541 985
LT A3	541 977	541 986
LT A3,5	541 978	541 987
LT A4	052 922	052 929
LT B1	541 979	541 988
LT B2	541 980	541 989
LT B3	541 981	541 990
LT B4	052 923	052 930
LT C1	052 924	052 931
LT C2	541 982	541 991
LT C3	052 925	052 932
LT C4	052 926	052 933
LT D2	052 927	052 934
LT D3	541 983	541 992
LT D4	052 928	052 935
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 176,00 € 163,95	€ 176,00 € 163,95

Sonderstaffel:
 ab 7 Pckgn., je Pckg. € 150,80 € 150,80

Monolithic Solutions

Farbe/Form	C14
MO 0	541 960
MO 1	541 961
MO 2	541 962
MO 3	541 963
MO 4	541 964
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 176,00 € 163,95

Sonderstaffel:
 ab 7 Pckgn., je Pckg. € 150,80

Monolithic Solutions

Farbe/Form	C14
A1 MT	352 976
A2 MT	352 977
A3 MT	352 978
B1 MT	352 979
1 Pckg. à 5 Stck.	€ 176,00 € 163,95

Sonderstaffel:
 ab 7 Pckgn., je Pckg. € 150,80



ab **150,80**

ivoclar

M+W select NAHTMATERIAL POLYESTER

Geflochtenes Nahtmaterial aus Polyester, Silikon beschichtet, nicht resorbierbar.

12 einzeln steril verpackte Nadel-Faden-Kombinationen:

DS-16, USP 4/0, grün, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm 500 625 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	HS-17, USP 4/0, grün, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm 500 627 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	HRT-17, USP 4/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm 500 629 1 Pckg. € 21,90 € 18,95
HRT-18, USP 4/0 grün, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm 500 626 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	HR-17, USP 4/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm 500 628 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	



18,95

M+W select NAHTMATERIAL NYLON

Monofil Nahtmaterial aus Nylon, nicht resorbierbar.

12 einzeln steril verpackte Nadel-Faden-Kombinationen:

DS-16, USP 5/0, schwarz, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm 500 620 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	HS-15, USP 4/0, blau, 1/2 Kreis, schneidend, 45 cm 500 622 1 Pckg. € 21,90 € 18,95
DS-19, USP 4/0, blau, 3/8 Kreis, schneidend, 45 cm 500 621 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	DS-16, USP 5/0, schwarz, 3/8 Kreis, schneidend, 45 cm 500 623 1 Pckg. € 21,90 € 18,95



18,95

M+W select NAHTMATERIAL SEIDE

Geflochtenes Nahtmaterial aus Seide, gewachst, nicht resorbierbar.

12 einzeln steril verpackte Nadel-Faden-Kombinationen:

HR-17, USP 3/0, schwarz, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm 500 630 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	DS-16, USP 4/0 schwarz, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm 500 635 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	HR-25, USP 2/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm 500 670 1 Pckg. € 21,90 € 18,95
HS-17, USP 3/0, schwarz, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm 500 631 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	DS-19, USP 3/0, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm 500 636 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	HRT-18, USP 3/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm 500 671 1 Pckg. € 21,90 € 18,95
DS-19, USP 4/0 schwarz, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm 500 632 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	GR-22, USP 4/0, Gerade, Rundkörper, 50 cm 500 637 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	HS-23, USP 2/0, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm 500 674 1 Pckg. € 21,90 € 18,95
HS-17, USP 4/0, schwarz, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm 500 633 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	HR-15, USP 4/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm 500 638 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	HS-23, USP 3/0, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm 500 675 1 Pckg. € 21,90 € 18,95
DS-16, USP 5/0, schwarz, 3/8 Kreis, schneidend, 75 cm 500 634 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	HR-20, USP 3/0, 1/2 Kreis, Rundkörper, 75 cm 500 639 1 Pckg. € 21,90 € 18,95	HS-23, USP 4/0, 1/2 Kreis, schneidend, 75 cm 500 676 1 Pckg. € 21,90 € 18,95

-13% 18,95



SO BESTELLEN SIE BEI UNS:

Rufen Sie uns an unter:
0 60 42 / 88 00 88
Mo – Do 7.30 – 17.00 Uhr
Fr 7.30 – 15.00 Uhr

App:
heja+
(Apple Store/Play Store)

Online via Web:
www.mwdental.de
www.mwdental.at (Österreich)

Freefax:
00 800 / 88 00 80 01
(Gültig für Deutschland
und Österreich)

UNSER SERVICE FÜR SIE:



Ruck-Zuck-Lieferservice
Alles was Sie bis 17.00 Uhr
bestellen, wird am selben Tag
bearbeitet und versendet.



Porto sparen
Ab einem Nettowarenwert
von € 150,- erhalten Sie
Ihre Bestellung portofrei.

Folgen Sie uns auf:



@mwdentalgmbh



@mwdental_de