

# Bis zu 31% auf die ivoclar Programat-Brennöfen

## Programat P310 G2

Kompakter Brennofen der sich auf das Wesentliche konzentriert und somit ein idealer Begleiter für den täglichen Laboreinsatz ist. Das Farb-Touch-Display und die bewährte Folientastatur ermöglichen eine einfache Bedienung. Der Ofen enthält eine Vielzahl an Programmen, die auf verschiedene Ivoclar Vivadent-Materialien abgestimmt und vorprogrammiert sind. So kann ohne Programmierung sofort gebrannt werden. Es kann je nach Einsatzbereich, zwischen verschiedenen Betriebsmodi gewählt werden. Der Programat P310 verfügt über die QTK2-Muffeltechnologie, die für eine homogene Wärmeverteilung in der Brennkammer sorgt. Damit einher geht eine längere Lebensdauer des Heizelements. Die Doppelventil-Vakuumpumpe stellt einen geräuscharmen und stromsparenden Betrieb der Vakuumpumpe sicher.

- Individuelle Programme: 300
- Überbrückung bei Stromausfall
- USB Anschluss 1x

**Technische Daten:**  
Netzanschluss: 200 – 240 V, 50 – 60 Hz  
Maße H x B x T (mit Ablageplatte):  
320 x 390 x 495 mm  
Brennraum (Ø x H): 90 x 80 mm  
Brenntemperatur max.: 1.200 °C  
Gewicht: 15,6 kg  
Garantie: 2 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Temperatur-Kontrollset 2, USB-Download-Kabel, Programat-USB-Stick  
**452 910** | 1 Stck. | € 5.199,00  
€ 3.679,00

Vakuumpumpe VP3 easy  
**751 969** | 1 Stck. | € 899,00  
€ 639,00



**-29%**  
**3.679,-**

## Programat P510 G2

Effizienter und anwenderfreundlicher Hightech-Brennofen. Das Farb-Touch-Display und die bewährte Folientastatur ermöglichen eine einfache Bedienung. Der Ofen enthält eine Vielzahl an Programmen, die auf verschiedene Ivoclar Vivadent-Materialien abgestimmt und vorprogrammiert sind. So kann ohne Programmierung sofort gebrannt werden. Es kann je nach Einsatzbereich, zwischen verschiedenen Betriebsmodi gewählt werden. Der Programat P510 verfügt über die QTK2-Muffeltechnologie, die für eine homogene Wärmeverteilung in der Brennkammer sorgt. Damit einher geht eine längere Lebensdauer des Heizelements. Die Doppelventil-Vakuumpumpe stellt einen geräuscharmen und stromsparenden Betrieb der Vakuumpumpe sicher.

- Individuelle Programme: 500
- Infrarot-Technologie und Wärmebildkamera (IRT)
- IRT gesteuerter Schließ- und Vortrocknen- Prozess
- Digitaler Zahnfarbassistent (DSA)
- Integrierte Multimedia Funktion
- Picture Manager
- Überbrückung bei Stromausfall
- Automatische Doppelbereich-Temperaturkalibration (ATK2)
- USB Anschluss 3x
- SD Kartenleser

**Technische Daten:**  
Netzanschluss: 200 – 240 V, 50 – 60 Hz  
Maße H x B x T (mit Ablageplatte):  
320 x 395 x 495 mm  
Brennraum (Ø x H): 90 x 80 mm  
Brenntemperatur max.: 1.200 °C  
Gewicht: 18,7 kg  
Garantie: 3 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), USB-Download-Kabel, Programat-USB-Stick, Programat-WLAN Kit  
**452 911** | 1 Stck. | € 6.975,00  
€ 4.799,00

Vakuumpumpe VP5  
**318 952** | 1 Stck. | € 1.399,00  
€ 995,00



**-31%**  
**4.799,-**

## Programat P710 G2

Effizienter und anwenderfreundlicher Hightech-Brennofen. Das Farb-Touch-Display und die bewährte Folientastatur ermöglichen eine einfache Bedienung. Der Ofen enthält eine Vielzahl an Programmen, die auf verschiedene Ivoclar Vivadent-Materialien abgestimmt und vorprogrammiert sind. So kann ohne Programmierung sofort gebrannt werden. Es kann je nach Einsatzbereich, zwischen verschiedenen Betriebsmodi gewählt werden. Der Programat P710 verfügt über die QTK2-Muffeltechnologie, die für eine homogene Wärmeverteilung in der Brennkammer sorgt. Damit einher geht eine längere Lebensdauer des Heizelements. Die Doppelventil-Vakuumpumpe stellt einen geräuscharmen und stromsparenden Betrieb der Vakuumpumpe sicher.

- Individuelle Programme: 700
- Infrarot-Technologie und Wärmebildkamera (IRT)
- IRT gesteuerter Schließ-, Vortrocknen- und Abkühl-Prozess
- Digitaler Zahnfarbassistent (DSA)
- Integrierte Multimedia Funktion
- Picture Manager
- Überbrückung bei Stromausfall
- Automatische Doppelbereich-Temperaturkalibration (ATK2)
- Glasurfunktionsassistent
- Bluetooth-Freisprechfunktion
- USB Anschluss 3x
- SD Kartenleser

**Technische Daten:**  
Netzanschluss: 200 – 240 V, 50 – 60 Hz  
Maße H x B x T (mit Ablageplatte):  
320 x 395 x 495 mm  
Brennraum (Ø x H): 90 x 80 mm  
Brenntemperatur max.: 1.200 °C  
Gewicht: 18,7 kg  
Garantie: 3 Jahre

Netzkabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), USB-Download-Kabel, Programat-USB-Stick, Programat-WLAN Kit, A-D-Farbschlüssel, DSA-Holder Kit  
**452 912** | 1 Stck. | € 8.999,00  
€ 6.599,00

Vakuumpumpe VP5  
**318 952** | 1 Stck. | € 1.399,00  
€ 995,00



**-27%**  
**6.599,-**

## Programat S2

Der Programat S2 ist ein kompakter Sinterofen u.a. für IPS e.max ZirCAD-Materialien.

Das verbaute Farb-Touch-Display, die Software, sowie die Benutzeroberfläche und eine vergrößerte Ablageplatte modernisieren und erleichtern die Arbeitsschritte. Der Ofen verfügt über eine OSD Betriebsstatusanzeige zur Signalisierung der Kühlphase. Es können bis zu 100 Programme individuell programmiert werden. Eine Sinterung bis 1.600°C und eine schnelle Verarbeitungszeit für Einzelrestaurationen von 75 Minuten sind möglich.

Optimiertes Gerätedesign, erweiterte OSD Betriebsstatusanzeige (blau = Kühlphase), hohe Temperaturen von bis zu 1.600°C für eine Vielzahl von Anwendungen, hohe Passgenauigkeit sichert die Passung auch für große Restaurationen, Möglichkeit zur Kalibrierung der Gerätemperatur, Speed Sinterprogramme, von Kurz- bis über Nacht Sinterprogramme, bis zu 100 individuelle Programme, abnehmbarer Ofenkopf für einfachen Austausch der Thermoelemente, kompatibel mit der Programat App.

**Technische Daten:**  
Netzanschluss: 118 – 240 V, 50 – 60 Hz  
Maße (H x B x L): 970 x 600 x 700 mm  
Brenntemperatur max.: 1.600 °C  
Gewicht: 29,4 kg  
Garantie: 2 Jahre

Programat S2, Programat Temperatur Kalibration Set Starter Kit, Sintertisch, Programat Dosto-Tray, Sintertischgabel, Garantiekarte, Kurz-Bedienungsanleitung, Ethernet Kabel, USB Stick, Netzkabel, div. Zubehör und Informationsmaterial  
**443 953** | 1 Stck. | € 15.199,00  
€ 13.499,00



**-11%**  
**13.499,-**



Alle Preise verstehen sich zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt.  
Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental.  
\* Die Angebote sind bis zum 31.03.2025 in Deutschland gültig.  
Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

## SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter: **0 60 42 / 88 00 88**  
Mo – Do 7.30 – 17.00 Uhr  
Fr 7.30 – 15.00 Uhr



Online via Web:  
[www.mwdental.de](http://www.mwdental.de)  
[www.mwdental.at](http://www.mwdental.at)



Freefax:  
**00 800 / 88 00 80 01**  
(Gültig für Deutschland und Österreich)



App:  
**heja+**  
(Apple Store/Play Store)

# Bis zu 31% auf die ivoclar Programat-Brennöfen

## Programat EP3010 G2

Kompakter Kombiofen der sowohl als Press- und Brennofen eingesetzt werden kann. Das Farb-Touch-Display und die bewährte Folientastatur ermöglichen eine einfache Bedienung. Der Ofen enthält eine Vielzahl an Programmen, die auf verschiedene Ivoclar Vivadent-Materialien abgestimmt und vorprogrammiert sind. So kann ohne Programmierung sofort gebrannt oder gepresst werden. Es kann je nach Einsatzbereich, zwischen verschiedenen Betriebsmodi gewählt werden. Die verbaute QTK2-Muffeltechnologie, sorgt für eine homogene Wärmeverteilung in der Brennkammer. Damit einher geht eine längere Lebensdauer des Heizelements.

- Individuelle Programme: 300
- Power-Saving-Technologie
- Vollautomatische Pressfunktion (FPF)
- Automatische Muffelrisserkennung (CDS)
- Automatische Doppelbereich-Temperaturkalibration (ATK2)
- Überbrückung bei Stromausfall
- USB Anschluss 1x

**Technische Daten:**  
Netzanschluss: 200 – 240 V, 50 – 60 Hz  
Maße H x B x T (mit Ablageplatte):  
550 x 390 x 465 mm  
Brennraum (Ø x H): 90 x 80 mm  
Brenntemperatur max.: 1.200 °C  
Gewicht: 18,3 kg  
Garantie: 2 Jahre

Netz Kabel, Vakuumschlauch, Programat-Brennträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), Muffelabkühlgitter, USB-Download-Kabel

452 913 | 1 Stck. | € 10.475,00  
€ 7.399,00

Vakuumpumpe VP5  
318 952 | 1 Stck. | € 1.399,00  
€ 995,00



**-29%**  
**7.399,-**

## Programat EP5010 G2

Kompakter Kombiofen der sowohl als Press- und Brennofen eingesetzt werden kann. Das Farb-Touch-Display und die bewährte Folientastatur ermöglichen eine einfache Bedienung. Der Ofen enthält eine Vielzahl an Programmen, die auf verschiedene Ivoclar Vivadent-Materialien abgestimmt und vorprogrammiert sind. So kann ohne Programmierung sofort gebrannt oder gepresst werden. Es kann je nach Einsatzbereich, zwischen verschiedenen Betriebsmodi gewählt werden. Die verbaute QTK2-Muffeltechnologie, sorgt für eine homogene Wärmeverteilung in der Brennkammer. Damit einher geht eine längere Lebensdauer des Heizelements.

- Individuelle Programme: 500
- Infrarot-Technologie und Wärmebildkamera (IRT)
- IRT gesteuerter Vortrocknen- und Muffelgrößenerkennungs-Process
- Power-Saving-Technologie
- Vollautomatische Pressfunktion (FPF)
- Automatische Muffelrisserkennung (CDS)
- Automatische Doppelbereich-Temperaturkalibration (ATK2)
- Überbrückung bei Stromausfall
- Integrierte Multimedia-Funktionen
- Fernüberwachung und Diagnose über Programat-App
- Digitaler Zahnfarbassistent (DSA)
- USB Anschluss 3x
- SD Kartenleser

**Technische Daten:**  
Netzanschluss: 200 – 240 V, 50 – 60 Hz  
Maße H x B x T (mit Ablageplatte):  
550 x 395 x 495 mm  
Brennraum (Ø x H): 90 x 80 mm  
Brenntemperatur max.: 1.200 °C  
Gewicht: 20,5 kg  
Garantie: 3 Jahre

Netz Kabel, Vakuumschlauch, Programat-Brennträger Kit 2, Automatisches Temperatur-Kontrollset ATK2 (Testset), Muffelabkühlgitter, USB-Download-Kabel, Programat-WLAN Kit

452 914 | 1 Stck. | € 13.850,00  
€ 9.699,00

Vakuumpumpe VP5  
318 952 | 1 Stck. | € 1.399,00  
€ 995,00



**-30%**  
**9.699,-**



**11.899,-** **-17%**

## Programat CS6

Der Programat CS6 ist ein kompakter Kombiofen zum schnellen Kristallisieren, Sintern, Glasieren/Bemalen und der Möglichkeit von kleineren Korrekturbränden von IPS e.max CAD, IPS e.max ZirCAD und den meistverwendeten Vollkeramiken. Programm zum Sintern oder Brennen von maximal drei, vier Einzelkronen oder einer 3-gliedrigen Brücke. Der innovative Öffnungsmechanismus des Ofens erlaubt einen zügigen Vortrocknungsprozess. Die integrierte Vakuumtechnologie beschleunigt den Sintervorgang. Der farbige Touchscreen sorgt für eine intuitive Anwendung. Anhand des optischen Status-Display (OSD) an der Ofenbasis lässt sich der aktuelle Betriebsstatus des Ofens einfach überprüfen. Zusätzlich zu den vorinstallierten Programmen für Ivoclar Vivadent-Materialien können auch Programme für Fremdmaterialien erstellt werden.

**Technische Daten:**  
Netzanschluss: 110 – 240 V / 50/60 Hz  
Max. Leistungsaufnahme: 1650 W  
Maße H x B x T (mit Ablageplatte):  
450 x 494 x 415 mm  
Brenntemperatur max.: 1.560 °C  
Gewicht: 28,5 kg  
Garantie: 2 Jahre

Programat CS6, Netz Kabel, Vakuumschlauch, IPS Speed Tray, Pinzette, Temperaturkontrollset Starter Kit, Netzwerkkabel, Kurz-Bedienungsanleitung, Programat WLAN-Kit, A-D Farbschlüssel, DSA Holder Kit, div. Zubehör

452 921 | 1 Stck. | € 14.325,00  
€ 11.899,00

Vakuumpumpe VP5  
318 952 | 1 Stck. | € 1.399,00  
€ 995,00



Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter:

**Tel. 0 60 42 / 88 00 88**

**M+W Dental®** **ivoclar**

Alle Preise verstehen sich zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt.  
Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental.  
\* Die Angebote sind bis zum 31.03.2025 in Deutschland gültig.  
Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

**SO BESTELLEN SIE BEI UNS:**



Rufen Sie uns an unter: **0 60 42 / 88 00 88**  
Mo – Do 7.30 – 17.00 Uhr  
Fr 7.30 – 15.00 Uhr



Online via Web:  
**www.mwdental.de**  
**www.mwdental.at**



Freefax:  
**00 800 / 88 00 80 01**  
(Gültig für Deutschland und Österreich)



App:  
**heja+**  
(Apple Store/Play Store)