

M+W BESTSELLER zu Top-Preisen!



M+W select Wet Wipes Flowpack

Gropa, 6 x 80 Tücher
100 718 | 1 Pckg. | € 46,50
€ 33,00*

Gebrauchsfertige, alkoholreduzierte Desinfektionstücher (25 x 25 cm) für die Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und wischbaren Flächen. Hervorragende Materialverträglichkeit. Im praktischen Flowpack zum wieder verschließen. Breites Wirkungsspektrum und schnelle Wirksamkeit. Neutraler Duft.

Wirksamkeit:

Bakterien nach EN 13727 EN 1276 EN 13697, Candida albicans nach EN 13624 EN 1650 EN 13697, Tbb, Mycobakterien nach EN 14348, begrenzt viruzid Plus (behüllte Viren wie z. B. HBV, HIV, HCV, Noro, Adeno-, und Rota-Viren) nach EN 14476, Polyoma SV 40 Konz. 1 Minute.

Hinweis: Biozidprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

80 Tücher
ab **5,50***

M+W select Latexhandschuhe **NEU**

Latex Untersuchungshandschuh mit mikrogerauten Fingerspitzen, puderfrei, AQL 1.5.

| Größe | 100 Stck. |
|------------------------------------|-------------------|
| XS | 700 505 |
| S | 700 506 |
| M | 700 507 |
| L | 700 508 |
| 1 Pckg. | € 6,90 € 3,90* |
| ab 10 Pckgn. einer Größe, je Pckg. | € 6,10 € 3,70* |



ab **3,70***

M+W select Helix Test Pro

Chargenkontrolltest für B-Klasse Autoklaven nach EN 867-5 zur Überprüfung der vollständigen Luftfernung aus Hohlkörperinstrumenten. Der Prüfkörper ist aus Metall gefertigt und hält somit den starken Temperaturen im Autoklaven dauerhaft stand. Lediglich die Teststreifen müssen ausgetauscht werden.

Set:
1,5 m Schlauch mit Metallklammer,
Teflonträger für Indikatorstreifen,
50 Indikatorstreifen
100 777 | 1 Pckg. | € 92,00
€ 59,00*



59,-*

NACHHALTIG & WIEDERVERWENDBAR

M+W select Color Mask

3-lagiger Mundschutz Typ IIR, weiche, runde Ohrschlaufen und kunststoff-überzogenes Metallnasenstück, Filterleistung bis zu 99%, latexfrei.

NEU mit verbessertem Tragekomfort

| Farbe | mit Gummibändern 50 Stck. |
|---------------------------------------|------------------------------|
| weiß | 800 590 |
| blau | 800 591 |
| fresh green | 800 592 |
| lavender | 800 593 |
| fuchsia | 800 594 |
| je Pckg. | € 6,50 € 2,90 |
| ab 10 Pckgn. einer Variante, je Pckg. | € 5,90 € 2,50 |

MIT GUMMIZUG



ab **2,50***

M+W Dental®

Alle Preise verstehen sich zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt.

Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental.

* Die Angebote sind bis zum 30.09.2025 in Deutschland gültig.

Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter: **0 60 42 / 88 00 88**
Mo, Di, Do 7.30 – 17.00 Uhr
Mi 7.30 – 16.30 Uhr
Fr 7.30 – 15.00 Uhr



Online via Web:
www.mwdental.de



Fax:
0 60 42 / 88 00 80



App:
heja+
(Apple Store/Play Store)

M+W BESTSELLER zu Top-Preisen!

SIMPLEE® ENDO-INSTRUMENTE

Papierspitzen W+

- Weisen eine sehr hohe Saugfähigkeit auf
- Farbmarkierungen für eine schnelle und einfache Anwendung
- Steril verpackt

Guttaperchaspitzen W+

- Farbcodiert zur schnellen Erkennung der ISO-Größe
- Längenmarkierung für eine einfache Anwendung
- Gut röntgensichtbar

Papierspitzen Recip


- Weisen eine sehr hohe Saugfähigkeit auf
- Farbmarkierungen für eine schnelle und einfache Anwendung
- Steril verpackt

Guttaperchaspitzen Recip

- Längenmarkierung für eine einfache Anwendung
- Gute Gewebeerträglichkeit
- Farbcodiert für eine schnelle Zuordnung
- Gute Röntgenopazität

| Größe | 100 Stck. | 60 Stck. |
|------------|-----------|----------|
| small 20 | 156 685 | 156 675 |
| primary 25 | 156 686 | 156 676 |
| medium 35 | 156 687 | 156 677 |
| large 45 | 156 688 | 156 678 |
| 1 Pckg. | € 9,95* | € 11,95* |

| Größe | 100 Stck. | 60 Stck. |
|---------|-----------|----------|
| R25 | 156 689 | 156 679 |
| R40 | 156 690 | 156 680 |
| R50 | 156 691 | 156 681 |
| 1 Pckg. | € 9,95* | € 11,95* |



ab 9,95

SONDERSTAFFEL! 25% SPAREN AB DEM KAUF VON 4 PCKGN. EINER VARIANTE!

Recipfile V

- Aus Nickel-Titan
- Sehr hohe Flexibilität
- Stark vermindertes Bruchrisiko durch reziproke Bewegungen
- Hervorragende Schneidleistung
- In den ISO-Größen R25 – R50 und den Längen 21 – 31 mm erhältlich
- Nur eine Einstellung am Motor nötig: Drehzahl: 300 RPM; 3 – max. 4 Ncm – dadurch reduziert sich der Zeitaufwand für die Wurzelkanalaufbereitung

Recipfile VB

- Wärmebehandelte Nickel-Titan Feile
- Durch Wärmebehandlung deutlich höhere Flexibilität und Bruchsicherheit
- Hervorragende Schneidleistung
- In den ISO-Größen R25 – R50 und den Längen 21 – 31 mm erhältlich
- Nur eine Einstellung am Motor nötig: Drehzahl: 350 RPM; 3 – max. 4 Ncm – dadurch reduziert sich der Zeitaufwand für die Wurzelkanalaufbereitung

W+ Feilen

- Wärmebehandelte Nickel-Titan Feile
- Durch Wärmebehandlung deutlich höhere Flexibilität und Bruchsicherheit
- Hervorragende Schneidleistung
- In den ISO-Größen R25 – R50 und den Längen 21 – 31 mm erhältlich
- Nur eine Einstellung am Motor nötig: Drehzahl 350 RPM; 3 – max. 4 Ncm

W+ Tunnel

- NiTi-Legierung
- Dienen der Erstellung des Gleitpfades
- Durch Wärmebehandlung äußerst bruchstarrer und flexibel
- Perfekte Kombi mit den Simplee W+ Feilen
- Nur eine Einstellung am Motor nötig: Drehzahl 300 – 350 RPM; 3 – max. 4 Ncm

| Größe | R25 | R40 | R50 | R25 | R40 | R50 | large 45 | medium 35 | primary 25 | small 20 | 15/02 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|
| 21 mm | 156 640 | 156 643 | 156 646 | 156 649 | 156 652 | 156 655 | 156 661 | 156 664 | 156 667 | 156 670 | 156 658 |
| 25 mm | 156 641 | 156 644 | 156 647 | 156 650 | 156 653 | 156 656 | 156 662 | 156 665 | 156 668 | 156 671 | 156 659 |
| 31 mm | 156 642 | 156 645 | 156 648 | 156 651 | 156 654 | 156 657 | 156 663 | 156 666 | 156 669 | 156 672 | 156 660 |
| 1 Pckg. à 6 Stck. | € 49,95* | € 49,95* | € 49,95* | € 54,95* | € 54,95* | € 54,95* | € 49,95* | € 49,95* | € 49,95* | € 49,95* | € 44,95* |
| Sonderstaffel: ab 4 Pckgn., je Pckg. | € 37,45* | € 37,45* | € 37,45* | € 41,20* | € 41,20* | € 41,20* | € 37,45* | € 37,45* | € 37,45* | € 37,45* | - |



M+W Dental®

Alle Preise verstehen sich zzgl. der landesgültigen, gesetzlichen MwSt.

Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen von M+W Dental.

* Die Angebote sind bis zum 30.09.2025 in Deutschland gültig.

Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nettopreise – kein Abzug weiterer Rabatte möglich.

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter: **0 60 42 / 88 00 88**
Mo, Di, Do 7.30 – 17.00 Uhr
Mi 7.30 – 16.30 Uhr
Fr 7.30 – 15.00 Uhr



Online via Web:
www.mwdental.de



Fax:
0 60 42 / 88 00 80



App:
heja+
(Apple Store/Play Store)