

Nasstrimmer MT3

Überdurchschnittlich starker Motor mit 1.300 W bei 230 V für max. Abtrag; einfache und schnelle Reinigung durch werkzeugslos abnehmbare Fronttür (Schnellverschlüsse), 100 % korrosionsfreies, robustes und langlebiges Gehäuse, Kompakte Bauform erlaubt optimale Integration in jeder Arbeitsplatzumgebung, schneller Wechsel des Trimmerschneidkopfs über praktischen Kippmechanismus (90°/98°), großer Türausschnitt und ergonomische Bauweise gewährleisten hohen Arbeitskomfort und freie Sicht, geschlitzte Winkellinien; leichte Führung der Gipsmodelle ohne Anhaftens, Sicherheit: Motor- und Wasserstopp durch Schutzschalter beim Öffnen der Fronttür.

Technische Daten:
 Netzanschluss: 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
 Aufnahmeleistung: 1.300 W
 Maße (B x H x T): 305 x 330 x 410 mm
 Drehzahl: 2.880 – 3.400 U/min
 Gewicht ohne Trimmerscheibe: 13,2 kg
 Garantie: 3 Jahre

MT3 mit Klettfix-Scheibe
561 926 | 1 Stck. | € 970,00
 € 699,00

MT 3 mit teildiamantierter
 Marathon Trimmerscheibe
561 927 | 1 Stck. | € 1.740,00
 € 1.299,00



ab **699,-**

Twister

Der Twister ist durch eine optimierte Vakuumtechnik für ein homogeneres Mischergebnis neu gestaltet worden. Die nahezu wartungsfreien Komponenten und das große LCD-Display ermöglichen ein einfaches Arbeiten für Labor und Praxis. Das hohe Drehmoment des Rührmotors verarbeitet auch große Mengen an Mischgut zuverlässig und reproduzierbar. Die Wahlmöglichkeiten der Vakuumleistung verhindern Siedebällchen bei bestimmten Gipsen und Dubliersilikon. Die automatische Becherankopplung ermöglicht eine Ein-Hand-Bedienung. Die leistungsstarke Vakuumpumpe benötigt lediglich einen Stromanschluss. Geräte werden als Wandmontage inkl. 500 ml Mischbecher ausgeliefert.

Technische Daten:
 Netzspannung: 240 V 50 – 60 Hz
 Drehzahl: 100 – 450 U/min
 Vakuum max.: 890 mbar
 Förderleistung max.: 16 l/min
 Maße (B x H x T): 152 x 285 x 235 mm
 Gewicht: 5,2 kg (ohne Becher)
 Garantie: 3 Jahre

561 914 | 1 Stck. | € 1.490,00
 € 1.099,00



1.099,-

SILENT TS

Ihre enorme Saugkraft und die variable Anpassung der Saugleistung machen die Silent TS zu einer hervorragenden Geräteabsaugung. Durch die kompakten Maße, den äußerst geräuscharmen Betrieb und die komfortable Einschaltautomatik ist sie aber auch als Arbeitsplatzabsaugung einsetzbar, bei Bedarf sogar beides zugleich. Die Wahlmöglichkeit zwischen Dauerbetrieb oder Einschaltautomatik sorgt für eine optimale Anpassung an alle Typen von staub-erzeugenden Geräten. 4 verschiedene Saugstufen sorgen für eine präzise Abstimmung auf unterschiedliches Sauggut. Das zweistufige Filtersystem besitzt einen Abscheidungsgrad der Stäube von 99,9 %. Das Gerät ist nahezu wartungsfrei. Optional ist ein Rollenuntersatz erhältlich, durch den sich die Silent flexibel positionieren lässt.

Technische Daten:
 Netzspannung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: 1.400 W
 Maße (H x B x T): 591 x 224 x 564 mm
 Fassungsvermögen: 7,5 l
 Gewicht unbelüftet: 26 kg
 Geräuschpegel: 63 dB (A)
 Garantie: 3 Jahre (Motoren sind von der Garantie ausgeschlossen)

SILENT TS
 inkl. 3 m Saugschlauch
461 968
 1 Stck. | € 2.020,00
 € 1.485,00



1.485,-

SILENT TS 2

Die SILENT TS 2 ist eine 2-Platzabsaugung mit bewährter SILENT-Technik. Sie schaltet sich mit der eingestellten Saugstufe ein und öffnet das entsprechende Ventil, sobald einer der zwei möglichen Verbraucher, z. B. ein Handstück, aktiviert wird. Wird ein zweiter Verbraucher gestartet, öffnet sich das zweite Ventil und die Motorleistung wird automatisch hochgeregelt, sodass die zuvor eingestellte Saugleistung an beiden Saugkanälen anliegt. Das große leuchtstarke Display zeigt übersichtlich Auswahl und Status der jeweiligen Parameter. Hat der Motor seine Lebenszeit erreicht, müssen Sie nicht die ganze Absaugung einschicken, sondern Sie wechseln den günstigen Motor innerhalb 2 Minuten werkzeugslos aus. Der Zugang zum Filtersystem ist frontal und Sie müssen das Gerät nicht bewegen.

Technische Daten:
 Netzspannung: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
 Leistungsaufnahme: 1.400 W
 Maße (H x B x T): 591 x 224 x 584 mm
 Geräuschpegel: 59 dB (A)
 Füllvolumen: ca. 7,5 l
 Gewicht: 27 kg
 Garantie: 3 Jahre

561 997
 1 Stck. | € 2.640,00
 € 1.959,00



1.959,-

Basic eco

Kompaktes Feinstrahlgerät mit 2 Tanks, gewährleistet. hohe Präzision auf kleinstem Raum. Innovative LED-Beleuchtung garantiert optimalen Kontrast an allen Objekten, eine perfekt ausgeleuchtete Strahlkammer und ermüdungsfreies Arbeiten. Fokussiertes Strahlen verhindert unbeabsichtigtes Anstrahlen von empfindlichen Oberflächen. Homogene Oberflächenkonditionierung durch gleichmäßigen Strahlfluss. Ergonomische Schlauchführung. Herausnehmbares Bodengitter für die Reinigung.

Technische Daten:

Arbeitsdruck: 1 – 6 bar, 14,5 – 87 psi
Anschlussdruck max.: 6 – 8 bar, 87 – 116 psi
Netzspannung: 230 V, 50/60Hz
Luftverbrauch: 98 l/Min. bei 6 bar
Leistung Lampe: 9 W
Strahlkammervolumen: 10 l
Maße (B x H x T): 350 x 275 x 400 mm
Gewicht unbefüllt 1 Tank/2 Tanks:
4,4 kg/5,5 kg
Garantie: 3 Jahre

Gerät kpl. mit 2 Tanks:

1 x 25 – 70 µm, 1 x 70 – 250 µm
661 962 | 1 Stck. | € 1.099,00
€ 799,00



799,-

Basic master

Feinstrahlgerät mit 2 Tanks und großvolumiger Strahlkammer bieten hohe Bewegungsfreiheit. Ergonomische Schlauchführung und silikonisierte Glasscheibe sorgen für gute Sichtverhältnisse. Innovative LED-Technologie unterstützt ein ermüdungsfreies und entspanntes Arbeiten durch maximale Sichtfeldausbeute. Lüftungsschlitze sorgen für optimale Ventilation der Strahlkammer und effektives Absaugen. Tankwahlschalter und Druckregler innerhalb der Strahlkammer.

Technische Daten:

Arbeitsdruck: 1 – 6 bar, 14,5 – 87 psi
Anschlussdruck max.: 6 – 8 bar, 87 – 116 psi
Netzspannung: 230 V, 50/60 Hz
Luftverbrauch: 98 l/Min. bei 6 bar
Leistung Lampe: 16 W
Strahlkammervolumen: 20 l
Maße (B x H x T): 395 x 285 x 460 mm
Gewicht unbefüllt 2 Tanks: 8,1 kg
Garantie: 3 Jahre

Gerät kpl. mit 2 Tanks:

1 x 25 – 70 µm, 1 x 70 – 250 µm
561 917 | 1 Stck. | € 1.520,00
€ 1.125,00



1.125,-

Basic quattro

Professionelles Feinstrahlgerät mit 2 Tanks – werkzeuglos bis zu 4 Tanks erweiterbar. Innenliegende Bedienelemente und integrierte Ausbläsdüse verkürzen den Arbeitsprozess. Innovative LED-Technologie unterstützt ein ermüdungsfreies und entspanntes Arbeiten durch maximale Sichtfeldausbeute. Silikonisierte Glasscheibe.

Technische Daten:

Arbeitsdruck: 1 – 6 bar
Anschlussdruck max.: 8 bar
Netzspannung: 230 V, 50/60Hz
Luftverbrauch: 98 l/Min. bei 6 bar
Leistungsaufnahme: 16 W
Strahlkammervolumen: 20 l
Maße (B x H x T): 395 x 285 x 460 mm
Gewicht + 2 Tanks: 8,9 kg
Garantie: 3 Jahre

Gerät mit 2 Tanks:

1 x 25 – 70 µm, 1 x 70 – 250 µm
561 920 | 1 Stck. | € 1.870,00
€ 1.369,00



1.369,-

Basic quattro IS

Die bewährte Technik, Ausstattung und Daten wie beim Basic Quattro. Schnelles und sicheres Arbeiten mithilfe einer individuellen Druckeinstellung und -anzeige an jedem Tank. Kontrolliertes und punktgenaues Abstrahlen von filigranen Objekten durch integrierte Schnellstopptechnik «iSe» (Immediate Stop) – sekundenschneller Start/Stop des Strahlvorgangs. Reduzierung der Strahlkosten durch ein optimales Luft-Sand-Gemisch um bis zu 80%.

Technische Daten:

Arbeitsdruck: 1 – 6 bar
Anschlussdruck max.: 6 – 8 bar
Netzspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Volumenstrom max.: 98 l / min
Leistung Lampe: 16 W
Strahlkammervolumen: 20 l
Maße (B x H x T): 395 x 320 x 510 mm
Gewicht unbefüllt: 11,5 kg
Garantie: 3 Jahre

Gerät kpl. mit 2 Tanks:

1 x 25 – 70 µm, 1 x 70 – 250 µm
561 923 | 1 Stck. | € 2.450,00
€ 1.799,00



1.799,-

SO BESTELLEN SIE BEI UNS:



Rufen Sie uns an unter: **0 60 42 / 88 00 88**
Mo – Do 7.30 – 17.00 Uhr
Fr 7.30 – 15.00 Uhr



Online via Web:
www.mwdental.de



Fax:
0 60 42 / 88 00 80



App:
heja+
(Apple Store/Play Store)