

ALLES, WAS SIE BRAUCHEN. NICHT MEHR. ABER AUCH NICHT WENIGER.



EIN BOND FÜR ALLE FÄLLE.



Selbstätzendes Universal Bonding, lichthärtend. Für alle Ätztechniken geeignet. Sehr gute Haftung auch auf feuchtem Dentin. Kann mit allen dual-, selbst- oder lichthärtenden Materialien angewendet werden. Auch verwendbar als Primer für Metall und Keramik. Reparaturen an Composite und Keramik.

Indikation: Alle Klassen der direkten Restaurationen mit Composite (Klasse I bis V). Befestigung von Wurzelstiften, Kronen, Inlays / Onlays, Veneers.

5 ml

156 110

1 Fl. € 35,90





Glanzspray für Prothesen und Kunststoffe. Sorgt für einen gleichmäßigen seidenmatten Glanz mit Minz-Geruch. Aus ca. 4 – 5 cm Entfernung aufsprühen und mit einem weichen Tuch leicht polieren.

75 ml

093 996 1 Dose **€ 6,80**



Klassisches Mattierungs-Scan Spray mit einem feinen aber dichten Pulverfilm von 5 µm für den Laboralltag. Trocknet zügig nach dem Auftragen. Durch die erhöhte Dichte auch gut für das Abdecken von Metallrestaurationen geeignet. TiO2 frei: Farbe: weiß.

€ 19,90

200 ml

093 994 1 Dose



7 x 9,5 cm, 60 Blatt

300 105 1 Pckg. € 1,80

12,5 x 18 cm, 25 Blatt

300 106 1 Pckg. € **2,70**







36%iges Phosphorsäure-Ätzgel. Zum Ätzen des Schmelzes und/ oder des Dentins in der adhäsiven Füllungstechnik. Durch die Einfärbung und die standfeste Gel-Konsistenz ist die Anwendung einfach und gut kontrollierbar. Farbe: blau.

20 x 1,4 ml Spritzen, 25 Applikationskanülen

156 115 1 Pckg. € 52,90

Applikationskanüle 22G, gebogen 45°, blau, 10 mm lang, 100 Stck.

156 104 1 Pckg. € 12,90

Applikationskanüle 20G, gebogen,schwarz, 11 mm lang, 100 Stck.

100 112 1 Pckg. € 12,90







Sterile Einmalspritze 3 ml inkl. Spülkanüle.

Größe	100 Stck
23G, 0,6 mm	500 727
27G, 0,4 mm	500 728
1 Pckg.	€ 29,90



Staubfreies Alginat, für eine detailgetreue Abformung. Mit langer Dimensionsstabilität (100 Stunden) Pfefferminzgeschmack. Ab Herstelldatum 5 Jahre haltbar

Lieferbar in drei Varianten:

Simplee Alginat:

normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek., Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek., Abbindezeit im Mund: 30 Sek., Abbindezeit gesamt: 1 Min. 55 Sek., Farbe: blau.

Simplee Alginat quick:

schnellabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek., Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 30 Sek., Abbindezeit im Mund: 30 Sek., Abbindezeit gesamt: 1 Min. 40 Sek., Farbe: blau.

Simplee Alginat color:

normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek., Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek., Abbindezeit im Mund: 30 Sek., Abbindezeit gesamt: 1 Min. 55 Sek., Farbe: Ilia über rosa zu weiß.

	Beutel: 500 g	Bulkpackung: 20 Beutel à 500 g
Alginat	156 201	156 200
Alginat quick	156 203	156 202
Alginat color	156 205	156 204
1 Pckg.	€ 7,50	€ 139,00
ab 2 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	-	€ 133,00






Die Simplee Dry nehmen das 30-fache Ihres Gewichts auf. Flexibel, passen sich der Wangenbewegung an. Effektiver Ersatz für Kofferdämmer, vollständige Abdeckung der Parotiskriuse. Mit Polyethylenfolie als Schnittschutz. Bleibt an Ort und Stelle, ist aber leicht mit Wasserspray zu entfernen.

Größe	50 Stck.
klein	156 552
groß	156 553
1 Pckg.	€ 8,50









NITRIL HAND-SCHUHE 200 STCK.

Puderfeier Nitril Handschuh. Der hachelastische und weiche Handschuh bietet ein angenehmes Tragegefühl und hat eine hohe Tastsensibilitöt. Sicherer Hald udruch die angereuthen Fingerspitzen. AQL 1,5, hergestellt gem. EN455, auch als Chemikallenhandschuh gem. EN 374 zugelassen. Zertifiziert nach ISO 9001, EN 13485.

Größe	200 Stck. blau	200 Stck. weiß
XS	156 570	156 574
S	156 571	156 575
М	156 572	156 576
L	156 573	156 577
1 Pckg.	€ 14,90	€ 14,90
ab 10 Pckgn., je Pckg.	€ 13,90	€ 13,90











1 Karton

1 Karton

1 Karton

€ 16,50

€ 16,50

€ 16,50

natural:

156 525

dunkelblau 156 526

grün **156 527**

Zickzack-Falz, 24 x 21 cm, 5.000 Stck. (250er Bündel)

156 535 1 Karton € **32,50**

grün (Recyclingmaterial):

Zickzack-Falz, 23 x 24,8 cm, 4.000 Stck. (200er Bündel)

156 538 1 Karton € 29,90





natural (Zellstoff):

Lagenfalz, 23 x 33 cm, 2.560 Stck.

156 537 1 Karton € 39,90

natural (Zellstoff):

Zickzack-Falz, 23 x 24,8 cm, 3.750 Stck. (250er Bündel)

159 553 1 Karton € **39,90**





Mit Rundgriff. Fig. 9 156 610

1 Stck. € 4,90

Fig. 23 156 611 1 Stck. € 4.90

Fig. 8


156 612 1 Stck. € 4,90 Fig. 17

156 613 1 Stck. € 4,90 ab 10 Stck.

einer Ausführung je Stck. € 4,60 ab 20 Stck.

€ 4,30 einer Ausführung je Stck.







Hohler Rundgriff.

Nr. 19, 2,0 mm

156 605 1 Stck. € 7.20

Nr. 20, 2,5 mm

156 606 1 Stck. € 7,20

Nr. 21, 3,0 mm

156 607 1 Stck. € 7,20

ab 10 Stck € 6,70 einer Ausführung je Stck.



€ 16,90

€ 16,90

Küretten nach Gracey für subgingivales Scaling und Wurzelglättung.

Fig. 1/2 156 615 1 Stck. € 16,90

Fig. 3/4 1 Stck.

156 616

Fig. 5/6 156 617 1 Stck. € 16.90

Fig. 7/8 156 618 1 Stck. € 16,90

Fig. 9/10

156 619 1 Stck. € 16.90

Fig. 11/12

156 620

1 Stck.

Fig. 13/14

156 621 1 Stck € 16,90

Fig. 15/16

1 Stck. 156 622 € 16,90



Scaler zum Entfernen von subgingivalem Zahnstein und Konkrementen.

204S

156 627 1 Stck. € 16,90 204SD

156 628 1 Stck. € 16,90

H6/H7

156 629 1 Stck. € 16.90



Pinzetten mit geriefter Spitze

Meriam 16 cm

156 600 1 Stck. € 5.30

College 15 cm

156 601 1 Stck. € 5,30

ab 10 Stck. € 4,90 einer Ausführung je Stck.

ab 20 Stck.

€ 4,60 einer Ausführung je Stck.



SIMPLEE° MUNDSPIEGEL-GRIFFF

6-Kant, hohl

156 630 1 Stck. € 2.70 ab 10 Stck. je Stck. € 2.50 ab 20 Stck. je Stck. € 2.30

8-Kant, massiv

156 631 1 Stck. € 2,30 ab 10 Stck. je Stck. € 2,10 je Stck. € 1,90

Fingerform, hohl

ab 20 Stck.

156 632 1 Stck. € 7,70 ab 10 Stck. je Stck. € 7,20 ab 20 Stck. je Stck. € 6,90

6-Kant 8-Kant Fingerform _{ab} 190



Zylinderampullenspritze (1,8 ml) mit Kipp-Vorrichtung und 3 Aspirationshaken

1 Stck. € 29,90 156 625











ZEG Ansätze aus korrosionsbeständigem, flexiblem Stahl.











für KaVo Sonicflex*

156 029 1 Stck.

für KaVo PiezoLED/Piezo soft* 156 030 1 Stck.

€ 28,90

€ 28,90

für NSK*

NSK* Zahnsteinentfernungsgeräte:





156 042 1 Stck.



Drehmomentschlüssel:



für NSK*
156 026 | 1 Stck. | € 21,80

für ACTEON*:

€ 33,90









Drehmomentschlüssel:



für EMS*

EMS* Zahnsteinentfernungsgeräte:





Drehmomentschlüssel:





Watterollen aus 100% Baumwolle. Hautfreundlich, kein Ankleben an der Mundschleimhaut.

Größe / Ø	300 g
1 / 0,8 cm	156 565
2 / 1,0 cm	156 566
$3/1,2 \mathrm{cm}$	156 567
1 Pckg.	€ 2,99



Einmalzahnbürste mit Weizenstroh. 4-reihig mit Zahnpasta imprägniert. Einzeln hygienisch verpackt.

blau, 100 Stck.

728 817 1 Pckg.



SIMPLEE° DAPPENBEHÄLTER

Glatte und gezackte Dappenbehälter aus Kunststoff. Die Bio Dappenbehälter wurden aus fossil freiem Material (Baumöl) hergestellt. Die Dappenbehälter sind nicht sterilisierbar. Kein Medizinprodukt.

Farbe	glatt, 50 Stck.	gezackt, 50 Stck.
weiß	411 501	411 506
gelb	411 502	-
blau	411 503	411 507
rot	411 504	-
schwarz	411 505	-
1 Pckg.	€ 1,90	€ 1,90

Farbe	BIO glatt, 50 Stck.	BIO gezackt, 50 Stck.
weiß	411 508	411 509
1 Pckg.	€ 2,10	€ 2,10







Mit Nylonbesatz. Nicht sterilisierbar. Für Winkelstück.

Härtegrad	100 Stck.
pink soft	156 805
weiß hart	156 806
1 Pckg.	€ 36,90





Latexfreie Einwegpolierer in 2 Härtegraden. Für Winkelstück.

arbe	24 Stck.
olau, weich	156 810
gelb, fest	156 811
l Pcka.	€ 8.20



3090



Alkoholhaltige, aldehydfreie gebrauchsfertige Tücher [15 x 21 cm] zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischem Flüchen mit angenehm fischem Duft. Fusselfreie Tücher aus einem Mischgewebe aus Polyester und Yiskose. Breites Wirkungsspektrum: bakterizid (M. terrae), "begrenzt viruzid" (wirksom gegen behüllte Viren wie z B. HBV, HIV, HCV), wirksom gegen Adeno-, Noro-, Rota-Viren. VAH-gelistet. Als Spenderbehöltnis empfehlen wir den Quattro Eimer leer mit Depotdeckel gegen Austrockung mit M+V4 Artikelnummer 100 75 1.

2 Rollen à 240 Blatt

156 700 1 Pckg. € 30,90

SIMPLEE" PINSELEINSÄTZE

100 Stck.:

fein, transparenter Schaft

300 100 1 Pckg. medium, roter Schaft

300 101 1 Pckg.

€ 3,65 groß, transparenter Schaft

156 103

1 Pckg. € 3,65 ab 10 Pckgn einer Größe je Pckg. € 2,90

Halter für Simplee Micro Tips/Pinsel

156 101

1 Pckg. € 0,99

€ 3.65

SIMPLEE° MICRO TIPS

Miniatur Applikationsspitzen, beflockt. Zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen.

transparent, 100 Stck.

156 100 1 Pckg.

€3,90

Halter für Simplee Micro Tips/Pinsel 1 Pckg. € 0,99

156 101



Biegbare Pinsel zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen.

medium blau, 100 Stck.

156 102 1 Pckg. € 6,90


SIMPLEE® MICRO **APPLIKATOREN**

Beflockte Micro Applikatoren zum genauen Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen, biegbar. Länge: 10 cm.

Farbe	100 Stck.
blau (regular)	156 105
gelb (fine)	156 106
weiß (x-fine)	156 107
1 Pckg.	€ 3,90



ab 290



weiß (x-fine)





5800







3600







48⁰⁰



Kunststoffveredelter Klasse IV Gips zur Herstellung von Zahnkranz- und Modellguss-Modellen. Thixotrope Konsistenz mit niedriger Expansion.

Farbe	20 kg
goldbraun	700 910
pastellgelb	700 912
1 Karton	€ 58,00



SIMPLEE® SIMPLE FLOW

Dünnflüssiger Klasse IV Sockelgips. Gute Fließfähigkeit bei niedriger Expansion und glatter Oberfläche. Splitcast und Modellsockel bleiben blasenfrei und passgenau.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 913
grau	700 914
gelb	700 915
1 Karton	€ 52,00



SIMPLEE° SIMPLE ART

Synthetischer Klasse III Artikulationsgips (formaldehydfrei). Sehr standfest mit erhöhter Klebekraft. Ein Wegsacken des Modells bei der Artikulation bleibt aus.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 917
1 Karton	€ 36,00



SIMPLEE° SIMPLE ORTHO

Synthetischer Klasse III Hartgips zur Herstellung von KFO-Modellen. Bleibt auch beim manuellen Anrühren blasenfrei. Cremige Konsistenz und glatte Oberfläche. Zusätzlich geeignet für die Erstellung von Reparatur-, Kontroll- und Gegenbiss-Modellen.

Farbe	20 kg
weiß	700 918
blau	700 919
1 Karton	€ 32,00



Allround Super-Hart-Gips der Klasse IV. Universell einsetzbar zur Herstellung von Kontroll- und Meistermodellen, sowie für die Modellgusstechnik. Thixotropes Fließverhalten und schnell entformbar.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 920
goldbraun	700 923
1 Karton	<i>€</i> 48 00





stoffpellets, zur Vitalitätsprüfung und zum Abkühlen von Abdruckmaterial. FCKW-frei, Austrittstemperatur -50°C, Minzaroma.

200 ml

156 210

1 Dose €3,90



-50 °C



Bitte beachten Sie: Die Preise der Produktlinie simplee sind nicht rabattfähig und schließen unsere sonst üblichen Auftrags- und auch Sonderrabatte aus.