



Produktbeschreibung

Adhese Universal ist ein lichthärtendes Einkomponenten-Adhäsiv für die direkte und indirekte Füllungstherapie. Es ist in Kombination mit allen Ätztechniken anwendbar: Self-Etch, selektive Schmelzätzung oder Total-Etch. Adhese Universal ist der einzige universelle Haftvermittler, der sowohl in der konventionellen Flasche als auch in der einzigartigen VivaPen[®] Lieferform erhältlich ist. Die schnelle und bequeme Direktapplikation des Adhäsivs mit dem VivaPen sorgt für minimalen Materialverlust und damit für eine optimale Kosteneffizienz.



Indikationen / Kontraindikationen

- Direkte, lichthärtende Composite- und Compomer-Restaurationen
- Direkte Stumpfaufbauten mit licht-, selbst- und dualhärtenden Composites
- Reparatur frakturierter Composite- und Compomerfüllungen
- Adhäsive Befestigung indirekter Restaurationen mit licht- und dualhärtenden Befestigungscomposites
- Versiegelung präparierter Zahnoberflächen vor der temporären / definitiven Befestigung indirekter Restaurationen
- Desensibilisierung empfindlicher Zahnhälse

Produkteigenschaften	Kundennutzen
EFFIZIENTE DOSIERUNG	ca. 190 Einzelzahn-Anwendungen pro VivaPen*
UNIVERSELLE ANWENDUNGEN	für direkte und indirekte Restaurationen und alle Ätztechniken
ÜBERZEUGENDE ERGEBNISSE	hohe Haftkraft auf Dentin und Schmelz

Weitere Produkteigenschaften

- Problemlose Lagerung bei Raumtemperatur

Lieferformen

- Refill VivaPen 1x2ml
- Promo VivaPen 1x2ml
- Starter Kit VivaPen 1x0.5ml
- Refill Flasche 1x5g
- Refill Flasche 2x5g

Eine detaillierte Übersicht aller Lieferformen finden Sie im Dokument „Lieferformen“.

*Daten auf Anfrage.