


# Multilink® Automix

## Befestigung von Wurzelstiften


(aus glasfaserverstärktem Composite, Keramik, Metall)

### Wurzelstift


Vorbehandlung gemäss Herstellerangaben



### Präparation




Multilink Primer A+B  
1:1 mischen




### Zementierung

Multilink Automix



### Stumpfaufbau

MultiCore Flow



mehr Informationen unter  
[www.cementation-navigation.com](http://www.cementation-navigation.com)

CE 0123

ivoclar  
vivadent  
clinical